

PHILIPS


FS1000

AirFloss Ultra



PHILIPS
sonicare





English 6

简体中文 **25**

繁體中文 **41**

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Use AirFloss Ultra with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss Ultra helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.

- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- The AirFloss Ultra and Fill & Charge station needs to be cleaned on a regular basis to assure proper function and to minimize build up of unwanted biofilm. (see 'Cleaning')
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)


This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Your Philips AirFloss Ultra and Fill & Charge station (Fig. 1)


- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir door
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Eject button
- 9 Removable handle cup
- 10 Removable reservoir
- 11 Reservoir lid

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

Charging



- 1 Plug the charger into an electrical outlet.




- 2 Place the AirFloss handle into the Fill & Charge station cup, with the AirFloss reservoir door facing toward the Fill & Charge station. Make sure the handle is fully inserted into the handle cup such that the holes in the handle reservoir door align with ports in the Fill & Charge station post.

Note 1: The AirFloss will only charge if placed in the direction indicated above.

Note 2: The Fill & Charge station can charge other Philips Sonicare devices, including the following Philips Sonicare Rechargeable Power Toothbrushes: 3-Series, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ and EasyClean.

Getting started

Before first use, plug in Fill & Charge station and place handle in handle cup to charge for 24 hours.



- 1 Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.



- 2 Remove the reservoir lid and fill the reservoir. For optimal results with your AirFloss, we recommend you use an antimicrobial mouth rinse (such as Philips Sonicare BreathRx).


Note: Recommended to not use with water.

Note: Fill the reservoir only up to the MAX indication.

12 English



- 3** Place the reservoir lid on the reservoir.




- 4** Place the reservoir on the base.

Note: The Fill & Charge station reservoir holds enough liquid for approximately 23 fillings of your AirFloss Ultra or 40 fillings of your original AirFloss.

Note: Do not use with mouthwash containing isopropyl myristate (e.g. Dental Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the product. This includes all mouthwash sold in glass or ceramic packaging. Also, do not use with mouthwashes containing hydrogen peroxide, or rinses sold with opaque packaging.

Using your Fill & Charge station




- 1** Lock the AirFloss handle and handle cup into the Fill & Charge station (click). When you hear a click, the AirFloss is fully engaged and will start to fill automatically (you may be able to hear the pump fill and/or see bubbles indicating filling).

Note: The Fill & Charge station fills your AirFloss handle in 10 seconds.




- 2** Once filled, press the eject button to release the AirFloss handle and the handle cup (if the eject button is pressed before the pump stops, the pump shuts off automatically but your AirFloss handle reservoir may not be full).




- 3 Remove the AirFloss handle and begin using your AirFloss.
- 4 In order to minimize time for your daily oral care routine, we suggest you refill your AirFloss handle immediately after use so that it is ready immediately for the following day's routine.


Using your AirFloss Ultra



- 1 Make sure the AirFloss is turned on. If it is off, press and release the power/mode button to turn on the product.
 - You can change the modes to have the desired number of bursts each time you press the activation button. For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.
 - To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:
Single burst: 1 LED



Double burst: 2 LEDs





Triple burst: 3 LEDs

Note: The AirFloss remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.



- 1 Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing.



- 2 Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash between the teeth.

- 3 Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.

- 4 Continue until you have sprayed from in front of and behind all spaces of the teeth, including behind your back teeth.

- 5 To turn off AirFloss, press and hold the power/mode button for one second.

Note: Refill the handle reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

Automatic shut-off function


The AirFloss automatically turns off if it has not been used for one minute.




Charger insertion and removal instructions

Your Fill & Charge station charger can be removed and used separately as a standalone charger for your AirFloss and many other Philips Sonicare toothbrush handles.

To remove the charger




- 1 Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.
- 2 Place the Fill & Charge station base upside down or on its side.




- 3 Pull the charger cord from the bottom of the base and pull the charger out.


To insert the charger



- 1 Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.
- 2 Place the Fill & Charge station base upside down or on its side.



- 3 Insert the charger base from the bottom of the Fill & Charge station, with the charger peg sticking up. You will hear a click sound once it is fully engaged.



- 4 Use the cord wrap around the Fill & Charge station to your desired length.

Fill & Charge station features

- 1 Auto-fill that begins immediately upon handle engagement
- 2 Quick-fill that fills your AirFloss handle reservoir completely in just 10 seconds
- 3 Removable reservoir for easy filling and cleaning
- 4 Reservoir lid to ensure no contamination of reservoir fluid
- 5 Removable handle cup for easy cleaning
- 6 Removable travel charger (pre-installed) to allow for on-the-go use of your AirFloss while away from home longer than 2 weeks
- 7 Cord wrap for customization to your bathroom storage needs


Cleaning

Fill & Charge station and handle

The product needs to be cleaned regularly as follows:

- When using mouthwash in the device, clean it every 4 weeks.
- When using water in the device, clean it every week.


Clean the device as follows:



- 1** Empty mouthwash from Fill & Charge station reservoir and handle reservoir.



- 2** Fill the station reservoir with warm water.



- 3** Place handle in handle cup and engage with Fill & Charge station; letting the station fill the handle until the motor stops (10 seconds).



- 4** Eject the AirFloss handle and handle cup from the Fill & Charge station, but do not remove the AirFloss handle from handle cup. Re-engage AirFloss handle and handle cup to run the Fill & Charge station a second time.

- 5** Repeat this once more for a total of three fill cycles.



- 6** Eject the handle cup and remove the AirFloss handle from the handle cup. Press and hold the activation button to flush the handle until the handle reservoir is empty.
- 7** Empty water from the Fill & Charge station reservoir.




- 8** Place the AirFloss handle in the handle cup and engage the handle cup to the Fill & Charge station, running one more cycle and purging any remaining fluid in between the reservoir and the handle in the Fill & Charge station.

- 9** Eject the AirFloss handle and the handle cup, remove the AirFloss handle from the handle cup, open the door of the AirFloss handle to dump out remaining water, or press the activation button on the handle to spray any residual water from the AirFloss nozzle until the handle reservoir is empty.

- 10** The handle cup of the Fill & Charge station can be easily removed in order to clean your Fill & Charge station:


- a Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.




- b Eject the AirFloss handle and handle cup and remove the AirFloss handle from the handle cup.



- c To remove the handle cup: pinch the bottom of the handle cup (using both hands) from the front and back. Clean the handle cup with warm water.





- d To insert the handle cup: slide the handle cup into the base. You will hear a click once it is engaged.



- 11** Empty and dry Fill & Charge station reservoir.



- 12** Fill the Fill & Charge station reservoir with new mouthrinse, place the handle in the handle cup and engage with the Fill & Charge station to fill the handle reservoir.


- 13** Your AirFloss is now ready to use.

Handle and nozzle

If you want to clean your AirFloss handle between Fill & Charge station cleanings, for example, if your AirFloss becomes clogged, fill the handle reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Note: Do not clean the nozzle, handle, the Fill & Charge station, handle cup, removable reservoir, reservoir lid or charger in the dishwasher.

Note: Do not use cleaning agents to clean the product. The formulation or strength of some cleaning agents may damage the AirFloss.



- 1 Remove the nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use.




- 2 Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue.

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.



- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Storage

If you are not going to use the Fill & Charge station for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap to store the power cord in an organized manner.

The charger can be removed from the Fill & Charge station and can be used separately to charge your AirFloss or other compatible Philips Sonicare devices.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



Removing the rechargeable battery

Fill & Charge station

Please note that this process is not reversible.

To remove the battery, you need a Philips-Head screwdriver and scissors. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1 Unplug the device.
- 2 Remove the AirFloss handle, reservoir, and charger from the Fill & Charge station.
- 3 Using a Phillips-head screwdriver, remove the 2 screws shown in the image. Also remove the 2 screws beneath the rubber feet.
- 4 Remove the screws and plastic bottom of the Fill & Charge station.







- 5 Cut the wires to separate the rechargeable batteries from the appliance.
- 6 Dispose of the batteries properly.

AirFloss handle

Please note that this process is not reversible.



- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air.



- 2 Remove the AirFloss nozzle from the handle.




- 3 Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom.




- 4 Snap the handle into two parts.

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.


- 5 Remove the bottom half of the handle.




- 6 Cut all 6 wires on the internal component with scissors.



- 7 Completely pull apart the internal component from the top part of the handle.



- 8 The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste).



Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.

24 English

- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

搭配使用终极喷气式洁牙器和您喜爱的漱口水，作为口腔定期护理的一部分。在刷牙的同时，终极喷气式洁牙器还有助于减少牙缝中的牙菌斑，帮助改善您的牙龈健康。

Important

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 使充电器远离水源。切勿将它放置或存放在任何有水的容器的上方或附近，如：浴盆、脸盆、水池等。切勿将充电器浸入水或任何其他液体中。清洁后，确保充电器完全干燥，再将其连接至电源。

警告

- 不得更换电源线。如果电源线损坏，请丢弃充电器。
- 应始终使用原装型号的充电器进行更换，以免发生危险。
- 只能使用终极喷气式洁牙器随附的充电器型号 HX6100 为电池充电。
- 如果产品受到任何损坏（终极喷气式洁牙器喷嘴、手柄和/或充电器），切勿继续使用。

- 本产品不包含任何可维修零部件。如果本产品已损坏，请联系您所在国家/地区的客户服务中心（请参阅“保修和支持”一章）。
- 切勿在户外或高温表面附近使用充电器。
- 肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）必须在监护人的监督及指导下使用。请照看好儿童，确保他们不会把本产品当成玩具。

警告

- 如果您最近做过口腔或牙龈手术、遭受牙齿问题的持续困扰、在过去两个月接受过大量的口腔治疗或遭遇疑似口腔治疗（补牙、齿冠等）问题，请在使用本产品之前咨询牙医。
- 如果使用本产品后牙龈大量出血或在使用 4 周后仍会出血，请咨询您的牙医。
- 如果您有医学问题，请在使用本产品前咨询您的医生。
- 本飞利浦产品符合电磁装置的安全标准。有关任何涉及心脏起搏器或其他植入装置的问题，请在使用之前咨询医生或相关植入产品的产品制造商。
- 切勿使用非制造商推荐的其它牙附件。
- 切勿对喷嘴的喷嘴尖端施加过大压力。
- 为避免受伤，切勿向盛水箱注入热水。切勿将异物放入盛水箱。

- 只能将终极喷气式洁牙器用于本用户手册中所述的原定用途。
- 为避免受伤，切勿将喷雾剂直接喷在舌下、耳中以及鼻、眼或其他敏感部位。
- 终极喷气式洁牙器以及填注和充电座需定期进行清洗，从而确保正常工作，并最大限度地减少多余的牙菌斑生物膜 (请参见 '清洁') 的积聚。
- 切勿使用洗碗机或微波炉清洁终极喷气式洁牙器的喷嘴、手柄、充电器、盛水箱和盖子。
- 为避免摄食危险，切勿将异丙醇或其他清洁液倒入盛水箱。
- 终极喷气式洁牙器为私人用品，不可供牙医诊所或机构对多位患者使用。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。


飞利浦终极喷气式洁牙器以及填注和充电座 (图 1)

- 1 喷嘴尖端
- 2 终极喷气式洁牙器喷嘴
- 3 激活按钮
- 4 盛水箱和盛水箱盖
- 5 手柄
- 6 充电和喷射模式指示灯
 - 单次喷射: 1 个 LED 指示灯
 - 两次喷射: 2 个 LED 指示灯
 - 三次喷射: 3 个 LED 指示灯

- 7 电源/模式按钮
- 8 弹出按钮
- 9 可拆卸手柄杯座
- 10 可拆卸盛水箱
- 11 盛水箱盖

注意：包装盒内物品可能会因所购买型号而异。

充电



- 1 将充电器插入电源插座。




- 2 将喷气式洁牙器的手柄放到填注和充电杯座上，让喷气式洁牙器的盛水箱盖面向填注和充电座。确保手柄完全插入手柄杯座中，使手柄盛水箱盖上的孔与填注和充电座柱上的端口对齐。

备注 1：喷气式洁牙器只有在按上述方向放置时才能充电。

备注 2：填注和充电座可以为其他飞利浦 Sonicare 装置充电，包括以下飞利浦 Sonicare 充电式电动牙刷：3 系列、Flexcare、Flexcare+、HealthyWhite、HealthyWhite+ 和 EasyClean。

开始使用



首次使用之前，请插入填注和充电座并将手柄放入手柄杯座中，充电 24 小时。


- 1 从填注和充电座底座卸下盛水箱。




- 2 卸下盛水箱盖并向盛水箱中填注。为了获得最佳的喷气式洁牙器使用效果，我们建议使用抗菌漱口水（如飞利浦 Sonicare BreathRx）。

注意：建议不要与水一起使用。

注意：填注盛水箱，最高至 MAX（最高）水位刻度。



- 3 将盛水箱盖盖在盛水箱上。



- 4 将盛水箱放置于底座上。

注意：填注和充电座盛水箱中可容纳足够多的液体，大约可充填终极喷气式洁牙器 23 次或充填原装喷气式洁牙器 40 次。

注意：切勿使用含十四酸异丙酯（如 Dental Active）或高浓度精油的漱口水，否则可能损坏产品。这包括出售的玻璃瓶装和陶瓷封装的各种漱口水。此外，切勿使用含过氧化氢的漱口水，或采用不透明包装出售的漱口水。

使用填注和充电座



- 1 将喷气式洁牙器手柄和手柄杯座锁入填注和充电座（发出“咔哒”声）。当听到“咔哒”声时，表示喷气式洁牙器已连接妥当，并将开始自动填注（您可能听到泵填注的声音和/或看到气泡，表示正在填注）。

注意：填注和充电座在 10 秒内即可完成对喷气式洁牙器手柄的填注。




- 2 填注后，按下弹出按钮卸下喷气式洁牙器手柄以及手柄杯座（如果在泵停止运行前按下弹出按钮，泵将自动关闭，但喷气式洁牙器手柄的盛水箱可能尚未填满）。




- 3 卸下喷气式洁牙器手柄，开始使用喷气式洁牙器。
- 4 为了最大限度缩短每日口腔定期护理的时间，我们建议在使用后立即对喷气式洁牙器手柄进行填注，以便第二天随时可以进行护理。

使用终极喷气式洁牙器




- 1 确保喷气式洁牙器已打开。如果已关闭，请按下列释放电源/模式按钮，以打开本产品。
 - 每次按激活按钮时，可以更改模式以获取所需的喷射次数。为了获得最佳效果，请对牙齿外部和内部使用三次喷射模式（默认设置）。
 - 要更改模式，请按电源/模式按钮在不同模式间循环切换，直至选定您所需的模式。LED 指示灯将显示所选的模式：

单次喷射： 1 个 LED 指示灯



两次喷射： 2 个 LED 指示灯





三次喷射：3 个 LED 指示灯

注意：喷气式洁牙器将记忆上次选择的模式，并准备就绪供下次使用。如果您的喷气式洁牙器的电量已耗尽，则它在充电后将返回三次喷射默认模式。



- 1 将喷嘴尖端沿牙龈线置于两颗牙齿之间。将喷嘴放入口中，略微闭合嘴唇，以免液体飞溅。



- 2 按激活按钮，通过微爆气流技术向牙缝喷射 1-3 次（取决于选择的模式）漱口液。
- 3 沿牙龈线移动喷嘴尖端，直到您感觉它已位于下方两齿之间。



- 4 一直持续到已喷射完毕牙齿前后的所有牙缝，包括后牙后方空间。
- 5 要关闭喷气式洁牙器，请按住电源/模式按钮 1 秒钟。

注意：必要时，请填写手柄盛水箱。

自动喷射功能

按住激活按钮，持续进行喷射（每次喷射约间隔 1 秒钟）。


自动关熄功能

如果在 1 分钟内没有使用，喷气式洁牙器将自动关闭。


充电器插入和拆卸说明

可从填注和充电座上卸下充电器，且充电器可单独使用，为喷气式洁牙器或许多其他飞利浦 Sonicare 电动牙刷手柄充电。

如何拆卸充电器




- 1 从填注和充电座底座卸下盛水箱。
- 2 将填注和充电座底座倒置或倒向一边。




- 3 从底座底部拉出充电器线，然后拉出充电器。


如何插入充电器



- 1 从填注和充电座底座卸下盛水箱。
- 2 将填注和充电座底座倒置或倒向一边。



- 3 将填注和充电座插入充电器底座，充电器凸起部位朝上。连接妥当时，您将听到“咔哒”一声。



- 4 用卷线圈环绕填注和充电座，直至您所需的长度。

填注和充电座特性

- 1 连接手柄后立即开始自动填注

- 2 可快速充填，仅需 10 秒即可完全填注喷气式洁牙器手柄的盛水箱
- 3 可拆卸盛水箱，易于填注和清洗
- 4 盛水箱盖可确保盛水箱中的液体不受污染
- 5 可拆卸手柄杯座，便于清洗
- 6 可拆卸旅行充电器（预装），外出时喷气式洁牙器的使用时间可长达 2 周
- 7 卷线圈，可根据卫生间的空间大小定制长短


清洁

填注和充电座及手柄

应按照以下要求定期清洗本产品：

- 如果设备搭配漱口液使用，需每隔 4 周清洗一次。
- 如果设备搭配清水使用，需每周清洗一次。

请按如下方式清洁设备：



- 1 清空填注和充电座盛水箱以及手柄盛水箱中的漱口液。



- 2 向充电座盛水箱中注入温水。



- 3 将手柄放入手柄杯座并连接填注和充电座；充电座将充填手柄，直至电动机停止运行（10 秒）。

34 简体中文



- 4 将喷气式洁牙器手柄和手柄杯座从填注和充电座中弹出，但是不要从手柄杯座中卸下喷气式洁牙器手柄。重新连接喷气式洁牙器手柄和手柄杯座，以便再次使用填注和充电座。
- 5 再次重复此过程，完成总共三次填注循环。



- 6 弹出手柄杯座，并从手柄杯座中卸下喷气式洁牙器手柄。按住激活按钮排空手柄，直到手柄盛水箱为空。

- 7 清空填注和充电座盛水箱中的水。



- 8 将喷气式洁牙器手柄放入手柄杯座并将手柄杯座连接到填注和充电座，再运行一个循环，清空填注和充电座中盛水箱与手柄之间的液体。




- 9 弹出喷气式洁牙器手柄和手柄杯座，从手柄杯座中卸下喷气式洁牙器手柄，打开喷气式洁牙器手柄盖倒掉残余的水，或按手柄上的激活按钮喷出喷气式洁牙器喷嘴中残余的水，直到手柄盛水箱变空为止。

- 10 填注和充电座的手柄杯座可以轻松卸下，方便您清洁填注和充电座：


- a 从填注和充电座底座卸下盛水箱。




- b 弹出喷气式洁牙器手柄和手柄杯座，并从手柄杯座中卸下喷气式洁牙器手柄。



- c 如何卸下手柄杯座：（双手）从手柄杯底座前后紧捏手柄杯座。用温水清洗手柄杯座。



- d 如何插入手柄杯座：将手柄杯座滑入底座。连接妥当，您将听到“咔哒”一声。



- 11 清空填注和充电座盛水箱，并保持干燥。



- 12 向填注和充电座盛水箱中注入新的漱口水，将手柄放入手柄杯座并连到填注和充电座上，以填注手柄盛水箱。


- 13 现在可以开始使用喷气式洁牙器了。

手柄和喷嘴

如果要在清洁填注和充电座的同时清洁喷气式洁牙器手柄（例如在喷气式洁牙器堵塞的情况下），请为手柄盛水箱注入温水，然后按激活按钮，直至盛水箱变空。

注意：切勿使用洗碗机清洁喷嘴、手柄、填注和充电座、手柄杯座、可拆卸盛水箱、盛水箱盖或充电器。

注意：切勿使用清洁剂清洁本产品。某些清洁剂的配方或浓度可能会损坏喷气式洁牙器。



- 1 从手柄上取下喷嘴。每次使用后都要冲洗喷嘴。




- 2 打开盛水箱并在水龙头下冲洗，以清除残留物。

提示：您也可以使用棉签，擦拭盛水箱并清除残留物。

注意：切勿将手柄浸入水中。

注意：如果无法清除喷嘴或盛水箱中的残留物，可能导致不洁的卫生状况。



- 3 使用湿布擦拭牙刷柄的整个表面。

存放

如果打算较长时间不使用填注和充电座，请从电源插座中将其拔出，进行清洁并且储藏于凉爽、干燥且远离阳光直射的地方。您可以使用卷线圈有条理地存放电源线。

可从填注和充电座上卸下充电器，且充电器可单独使用，为喷气式洁牙器或其他兼容的飞利浦 Sonicare 装置充电。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB's 集成电路板	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*该表格中所显示的 "有害物质" 在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的 "有害物质" 及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。



拆下充电电池

填注和充电座

请注意，此过程是不可逆的。

要取出电池，您需要使用十字螺丝刀和剪刀。按照下面列出的步骤执行操作时，请遵循基本的安全措施。务必保护好您的眼睛、手、手指以及工作台面。

- 1 拔掉设备插头。
- 2 从填注和充电座上卸下喷气式洁牙器手柄、盛水箱和充电器。
- 3 用十字螺丝刀卸下图中所示 2 颗螺钉。同时取出橡皮底座下方的 2 颗螺钉。




- 4 卸下填注和充电座的螺钉和塑料底部。




- 5 剪断电线以将充电电池从产品上分开。
- 6 请正确弃置电池。

喷气式洁牙器手柄

请注意，此过程是不可逆的。



- 1 要耗尽电池电量，请反复按开关按钮直至喷气式洁牙器不再产生气流。



- 2 从手柄上卸下喷气式洁牙器喷嘴。




- 3 用一只手牢牢抓住手柄的顶部，另一只手抓住底部。




- 4 将手柄掰成两部分。


注意：此步骤需消耗大量体力。当您掰开手柄后，手柄的两半部分应随之分离。




5 卸下手柄的下半部分。



6 用剪刀剪断内部组件的所有 6 根线。



7 将内部组件与手柄的顶部拉开。



8 电池位于手柄的上半部分内。卸下电池并将其正确弃置（不要与生活垃圾一起处理）。

保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

国际保修条款中不包括以下各项：

- 终极喷气式洁牙器喷嘴
- 因使用未授权的备件而造成的损坏。
- 由于误用、滥用、疏忽、改装或擅自修理造成的损坏。

- 一般磨损和撕裂，包括裂口、擦痕、磨损、变色或褪色等。

簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：www.philips.com/welcome。

使用 AirFloss 極致款搭配您喜愛的漱口水進行口腔保健的例程序。除了刷牙之外，使用 AirFloss 極致款也有助於減少牙齒縫隙間的牙菌斑，改善牙齦健康。

Important

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險

- 請勿讓充電器沾到水。請勿將其放置或存放於裝水的澡盆、洗臉盆、洗臉槽的上方或附近。請勿將充電器浸入水中或任何液體中。清潔之後，請確定充電器完全乾燥，然後再接上電源。

警示

- 不可更換電源線。如果電源線損壞，請丟棄充電器。
- 請務必以原型號的充電器更換，以免發生危險。
- 僅使用 AirFloss 極致款隨附的充電器 (機型 HX6100) 為電池充電。
- 如果產品有任何機件受損 (AirFloss 極致款噴嘴、握柄和/或充電器)，請停止使用產品。
- 本產品未包含可維修零件。如果產品損壞，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心 (參見「保固與支援」單元)。

- 充電器不可在室外或高熱表面附近使用。
- 本產品不適合供下列人士 (包括孩童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。請看管孩童，避免他們將本產品當成玩具。

警告

- 如果您的口腔或牙齦動過手術、長期受牙科問題所苦，或在過去 2 個月內進行大規模的牙齒矯正，或對您的牙齒矯正 (補牙、裝牙套等) 有疑慮，請在使用本產品前諮詢您的牙醫。
- 如果您在使用本產品後有出血狀況，或出血狀況延續超過 4 星期，請向您的牙醫諮詢。
- 若您有醫療方面的顧慮，使用本產品之前請先諮詢您的醫師。
- 本飛利浦產品符合電磁裝置的安全標準。若您裝有心律調節器或其他植入裝置，使用本產品之前請先諮詢醫師或植入裝置製造商。
- 請勿使用非製造商推薦的配件。
- 請勿對噴嘴噴頭過度施力。
- 若要避免受傷，請勿以熱水填充集水槽。請勿將異物放入集水槽。
- 請依照本使用手冊的指示使用 AirFloss 極致款，勿另作他用。

- 若要避免受傷，請勿直接朝舌頭下噴水，或噴進耳朵、鼻子、眼睛或其他敏感部位。
- AirFloss Ultra 和補充暨充電座必須定期清潔，以確保正常運作並徹底減少不衛生的生物膜（見‘清潔’）堆積。
- 請勿使用洗碗機或微波爐清潔 AirFloss 極致款噴嘴、握柄、充電器、集水槽和其蓋子。
- 若要避免誤食的危險，請勿將異丙醇或其他清潔液放入集水槽。
- AirFloss 極致款為個人保健用品，不宜在牙醫診所或醫療機構供多名病患使用。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。


飛利浦 AirFloss 極致款與補充暨充電座 (圖 1)

- 1 噴嘴噴頭
- 2 AirFloss 極致款噴嘴
- 3 啟動按鈕
- 4 集水槽和集水槽門
- 5 握柄
- 6 充電與噴洗模式指示燈
 - 單次噴洗：1 個 LED 燈
 - 兩次噴洗：2 個 LED 燈
 - 三次噴洗：3 個 LED 燈
- 7 電源/模式按鈕
- 8 退出按鈕
- 9 可拆式握柄杯
- 10 可拆式集水槽


11 集水槽蓋

注意：包裝內容視購買型號而定。

充電



- 1 將充電器插入電源插座。




- 2 將 AirFloss 握柄置於補充暨充電座杯中，AirFloss 集水槽門朝向補充暨充電座。請確定握柄已完全插入握柄杯，握柄集水槽門中的孔洞對齊補充暨充電座的連接埠。

注意 1：只有以上述的方向放置時，AirFloss 才會充電。

注意 2：補充暨充電座可為其他飛利浦 Sonicare 裝置充電，包括以下飛利浦 Sonicare 充電式牙刷：3 系列、Flexcare、Flexcare+、HealthyWhite、HealthyWhite+ 及 EasyClean。

使用入門



在第一次使用之後，請插入補充暨充電座並將握柄放入握柄杯充電 24 小時。

- 1 從補充暨充電座機座拆下集水槽。




- 2 拆下集水槽蓋並將水注入集水槽。若要讓 AirFloss 發揮最佳效果，建議您使用抗菌漱口水 (例如飛利浦 Sonicare BreathRx)。

注意：建議不要使用水。

注意：將水倒入集水槽時，請勿超過 MAX 刻度。



- 3 將集水槽蓋放在集水槽上。




- 4 將集水槽放到機座上。

注意：補充暨充電座集水槽擁有足夠的液體，大約可填充 23 次 AirFloss 極致款或 40 次第一代 AirFloss。

注意：請勿使用含有十四酸異丙酯 (例如 Dental Active) 或高濃度精油的漱口水，以防損壞產品。這包括以玻璃或陶瓷包裝銷售的漱口水。另外，請勿使用含有過氧化氫或以不透明包裝銷售的漱口水。

使用補充暨充電座




- 1 將 AirFloss 握柄與握柄杯鎖入補充暨充電座 (喀噠聲)。當您聽到喀噠聲，表示 AirFloss 已完全連接並將開始自動填充 (您會聽到幫浦填充及/或看到因填充而產生的泡沫)。

注意：補充暨充電座會在 10 秒內填充您的 AirFloss 握柄。




- 2 填充完成後，請按下退出按鈕以釋放 AirFloss 握柄與握柄杯 (如果在幫浦停止之前已按下退出按鈕，幫浦會自動關閉，但您的 AirFloss 握柄集水槽可能尚未填滿)。



- 3 拆下 AirFloss 握柄並開始使用您的 AirFloss。
- 4 為縮短您每日進行口腔護理的時間，建議您在使用之後立即填充 AirFloss 握柄，以便明天可立即進行口腔護理。


使用 AirFloss 極致款




- 1 確定 AirFloss 的電源已經開啟。若為開啟，按下並放開電源/模式按鈕以開啟本產品電源。

- 您可變更模式以決定每次按下啟動按鈕後的理想噴洗次數。欲達最佳效果，請由牙齒內外側使用三次噴洗模式 (預設設定)。
- 如要變更模式，請按下電源/模式按鈕，即可循環切換各種模式，直到選定想要的模式。所選模式會以 LED 燈號顯示：

單次噴洗：1 個 LED 燈



兩次噴洗：2 個 LED 燈



三次噴洗：3 個 LED 燈



注意：AirFloss 會記憶上次選擇的模式以供下次使用。如果 AirFloss 的電力完全耗盡，在重新充電之後會回復預設的三次噴洗模式。



- 1 請將噴嘴噴頭置於齒間的牙齦線。噴嘴就定位時將嘴唇稍微蓋住噴嘴，以避免飛濺。



- 2 按下啟動按鈕，對齒縫噴出 1 至 3 次 (依所選模式而定) 空氣和漱口水或水的微小液滴。
- 3 將噴嘴噴頭沿著牙齦線滑過，直到您覺得已停在下兩顆牙齒間為止。



- 4 在白齒後方等所有牙齒間隙，從前面與後面重複噴水。
- 5 如要關閉 AirFloss 的電源，請按住電源/模式按鈕一秒。

注意：如有需要請為握柄集水槽加水。

自動噴洗功能

按住啟動按鈕以進行連續噴洗，每組噴洗的間隔約一秒。


自動斷電功能

如果 AirFloss 持續 1 分鐘未使用，電源會自動關閉。


充電器插入與移除說明

補充暨充電座的充電器可拆下做為 AirFloss 及許多其他飛利浦 Sonicare 牙刷握柄的獨立充電器。

若要移除充電器




- 1 從補充暨充電座機座拆下集水槽。
- 2 請上下翻轉或以側面放置補充暨充電座機座。




- 3 從機座底部拉出充電器電線，然後將充電器拉出。


若要插入充電器



- 1 從補充暨充電座機座拆下集水槽。
- 2 請上下翻轉或以側面放置補充暨充電座機座。



- 3 將充電器機座插入補充暨充電座底部，充電器支柱需豎起。當完全結合時，您會聽到喀噠聲。



- 4 使用補充暨充電座四周的捲線器以達到您希望的長度。

補充暨充電座功能

- 1 握住握柄時會立即開始自動注水
- 2 快速補充功能可在 10 秒內填滿您的 AirFloss 握柄集水槽
- 3 可拆式集水槽可便於填充與清潔
- 4 集水槽蓋可確保集水槽液體不受污染
- 5 可拆式握柄杯便於清潔
- 6 可拆式旅行充電器 (已預先安裝) 可讓使用者在外出超過 2 週以上時使用 AirFloss

7 捲線器可讓您依據浴室儲存需求進行自訂


清潔

補充暨充電座與握柄

本產品需定期以下列方式清潔：

- 若是以漱口水注入裝置使用，請每 4 週清潔一次。
- 若是以清水注入裝置使用，請每週清潔一次。


請以下列方式清潔裝置：



- 1 清空補充暨充電座集水槽與握柄集水槽內的漱口水。




- 2 以溫水填充機座集水槽。



- 3 將握柄置於握柄杯中並連接補充暨充電座，讓機座填充握柄，直到馬達停止 (10 秒)。



- 4 將 AirFloss 握柄與握柄杯從補充暨充電座杯中退出，但不要將 AirFloss 握柄從握柄杯中取出。重新連接 AirFloss 握柄與握柄杯以第二次執行補充暨充電座。
- 5 再次重複此動作，總計三次填充循環。



6 退出握柄杯並從握柄杯取下 AirFloss 握柄。按住啟動按鈕以沖洗握柄，直到握柄集水槽淨空。

7 將補充暨充電座集水槽的水排空。


8 將 AirFloss 握柄放入握柄杯並將握柄杯連接至補充暨充電座，再執行一次循環，並將補充暨充電座中的集水槽與握柄之間的任何殘餘液體倒乾淨。




9 退出 AirFloss 握柄與握柄杯，從握柄杯取下 AirFloss 握柄，打開 AirFloss 握柄的門以倒出剩餘的水，或按下握柄上的啟動按鈕，從 AirFloss 噴嘴噴出剩餘的水，直到握柄集水槽淨空。

10 補充暨充電座的握柄杯可輕易拆下以清潔補充暨充電座：


a 從補充暨充電座機座拆下集水槽。




b 退出 AirFloss 握柄與握柄杯，然後從握柄杯取下 AirFloss 握柄。



c 若要移除握柄杯：從握柄杯底座的前後掐捏握柄杯的底部 (使用雙手)。請使用溫水清潔握柄杯。





- d 若要插入握柄杯：將握柄杯推入機座。當結合時，您會聽到喀噠聲。



- 11 將補充暨充電座集水槽的水排空並使其乾燥。



- 12 以新的漱口水填充補充暨充電座集水槽，將握柄置於握柄杯中並連接補充暨充電座以填充握柄集水槽。


- 13 您的 AirFloss 已可使用。

握柄與噴嘴


如果要在補充暨充電座清潔期間以外清潔 AirFloss 握柄，例如 AirFloss 發生阻塞情況，請在握柄集水槽注入溫水，然後按下啟動按鈕直到集水槽的水用完。

注意： 請勿使用洗碗機清潔噴嘴、握柄、補充暨充電座、握柄杯、可拆式集水槽、集水槽蓋或充電器。

注意： 請勿使用清潔劑來清潔本產品。某些清潔劑的配方或強度可能會損壞 AirFloss。



- 1 將握柄上的噴嘴拆下。每次使用後都要清洗噴嘴。



- 2 打開集水槽並置於水龍頭下沖洗，以去除殘留物。

提示：您也可以使用棉花棒擦拭集水槽並去除殘留物。

注意：請勿將握柄浸泡在水中。

注意：如未妥善去除噴嘴或集水槽的殘留物，可能引發衛生問題。

- 3 用濕布擦拭整個握柄的表面。

收納

如果您長時間不使用補充暨充電座，請從電源插座將它拔出並清潔乾淨，然後存放在無陽光直射的乾燥陰涼區域。您可以使用捲線器整齊地收納電源線。

充電器可從補充暨充電座拆下並為 AirFloss 或其他相容的飛利浦 Sonicare 裝置進行充電。

回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。


取出充電式電池

補充暨充電座


請注意，本程序是不可回復的。

如果要取出電池，您必須使用十字螺絲起子與剪刀。進行下列程序時，請遵守基本安全注意事項。務必保護您的眼睛、雙手、手指和工作區域表面。

- 1 將裝置的插頭拔掉。
- 2 從補充暨充電座取下 AirFloss 握柄、集水槽與充電器。



- 3 用十字螺絲起子將圖片所示的 2 顆螺絲取下。同時取下塑膠腳座底下的 2 顆螺絲。




- 4 取下補充暨充電座螺絲與塑膠底部。




- 5 剪斷電線，將充電式電池與產品分開。
6 請正確棄置電池。

AirFloss 握柄

請注意，本程序是不可回復的。



- 1 若要將電池的電力完全耗盡，請重複按下啟動按鈕，直到 AirFloss 不再噴出任何空氣。



- 2 將握柄上的 AirFloss 噴嘴拆下。

- 3 用力握住握柄，一手握在上方，另一手握在下方。




- 4 將握柄折成兩半。




注意：此步驟需要大量體力。握柄的上半部和下半部應在您拆折時分開。


- 5 將握柄下半部拆下。




- 6 用剪刀將連接內部零件的 6 條電線全部剪斷。



- 7 將內部零件從握柄上部徹底拆除。





- 8 電池位於握柄上半部。取出電池並以正確方式丟棄 (請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄)。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或另行參閱全球保證書。

保固限制

下列項目不在全球保固範圍內：

- AirFloss 極致款噴嘴
- 使用未經授權之更換零件所造成的損害。
- 因不當使用、濫用、疏忽、改裝或未經授權的維修所造成之損害。
- 一般磨損與破損，包括剝落、刮痕、磨損、變色或褪色。

— |

| —

— |

| —



www.philips.com/Sonicare

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Tous droits réservés. Philips et le blason Philips sont des marques de commerce de KPNV. Sonicare et le logo Sonicare sont des marques de commerce de Philips Oral Healthcare, LLC et (ou) KPNV.

4235.021.1646.2 (11/2016)



>75% recycled paper