


# FlexCare Platinum Connected



**PHILIPS**  
**sonicare**







<b>English</b>	<b>6</b>
<b>Español Mexicano</b>	<b>25</b>
<b>Français (Canada)</b>	<b>46</b>

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**Warning: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## DANGERS

To reduce the risk of electrocution:

- 1 Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 2 Do not place the product in or drop it into water or any other liquid.
- 3 Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4 Do not use the product while bathing.
- 5 Do not immerse the charger and/or sanitizer in water or any other liquid.
- 6 After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

## WARNINGS

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or physical injury:

- 1 Do not use attachments other than those recommended by the manufacturer.
- 2 This product is designed to operate within a range of 100 to 240 volts.
- 3 Do not insert objects into the air openings of the sanitizer or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper, hair, and the like).
- 4 Never force the plug into an outlet; if the plug does not easily fit into the outlet, discontinue use.
- 5 Discontinue use if the product appears damaged in any way (brush head, handle or charger).
- 6 The power cord cannot be replaced. If the power cord is damaged, discard the charger and/or sanitizer.
- 7 Keep the cord away from heated surfaces.
- 8 Do not use the charger or sanitizer outdoors or operate the sanitizer where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 9 Never use the Philips Sonicare while sleepy or drowsy.
- 10 This product contains no user-serviceable parts. Refer to 'Warranty and support' if the product no longer works properly or needs repair.
- 11 Use this product only for its intended use as described in this document or as recommended by your dental professional.

- 12 This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 13 Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- 14 Philips Sonicare is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental office or institution.
- 15 Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitizer out of the reach of children at all times.
- 16 Do not operate the UV sanitizer without the protective screen in place to avoid contact with hot bulb.
- 17 If the sanitizer is used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e., 3 times in a row) a minimum of 30 minutes 'Off Time' is required before you start another UV clean cycle.

## **MEDICAL WARNINGS**

- 1 Consult your dental professional before you use this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
- 2 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or bleeding continues to occur after 1 week of use.



- 3 Discontinue use of this product and contact a physician/dentist if discomfort or pain is experienced.
- 4 This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer prior to use.
- 5 Consult your physician if you have other medical concerns.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips product has been tested and is compliant with safety standards for electromagnetic devices. If handled properly and according to the instructions in this user manual, the product is safe to use.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Your Philips Sonicare (Fig. 1)


- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head with unique identifier
- 3 Handle
- 4 Sensors
- 5 Power on/off button
- 6 Bluetooth
- 7 Intensity level indicator
- 8 Intensity level button (+ and -)
- 9 Brushing modes

- 10 Mode button
- 11 Battery level indicator
- 12 UV sanitizer with integrated charger and cord wrap (select models)
  - Not shown: UV light bulb
  - Not shown: Sanitizer drip tray
  - Not shown: Protective screen for UV light bulb
- 13 Power cord with plug
- 14 Charger cover with brush head holders (select models)
- 15 Travel charger
  - Not shown: Travel case


Note: The content of the box may vary based on the model purchased.


## Getting started

### Attaching the brush head




- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.
- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.





Note: Philips Sonicare brush heads are imprinted with icons to easily identify your brush head.

## Charging your Philips Sonicare



- 1 Put the plug of the charger or sanitizer in an electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.

The flashing light of the battery level indicator indicates that the toothbrush is charging.

Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

## Using your Philips Sonicare

### Bluetooth connectivity

Before you start the connectivity procedure, make sure your mobile device runs on Bluetooth 4.0 or higher.

Note: For the latest information on device compatibility, please visit the App Store or Google Play.


### Connecting your toothbrush

- 1 When used in connected mode, the Philips Sonicare App gives you the opportunity to receive real time feedback on brushing, store and share brushing data with your dentist (if you so choose), and receive personalized coaching. If you wish to use the toothbrush in an unconnected mode, the toothbrush will still function. To use in connected mode, please follow the “connecting your toothbrush” directions below.

- 2 Download the Philips Sonicare app from the App Store or Google Play.
- 3 Confirm Bluetooth is switched on on your mobile device before you open the app. Check the settings on your mobile device to turn on Bluetooth.
- 4 To connect the toothbrush to the app, turn on the toothbrush by pressing either the power on/off button or the brushing mode button. Make sure the toothbrush is not on the charger when you turn it on.
- 5 Open the Sonicare app.
- 6 Follow the Sonicare app instructions displayed on your mobile device. The app automatically connects with the toothbrush. If the toothbrush does not connect, follow the troubleshooting steps provided in the app.

**Note:** For optimal data capture keep your mobile device close whilst brushing.

## Brushing instructions



- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

**Note:** Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.

- 3 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.

- 4 Apply light pressure to maximize Philips Sonicare's effectiveness and let the Philips Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 5 Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.
- 6 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.




Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 6 sections using the BrushPacer feature (see chapter 'Features').



- 7 Follow the Sonicare app's brushing guidance combined with the BrushPacer and begin brushing in section 1 (upper right teeth) and brush for 20 seconds before you move to section 2 (upper front teeth). Continue doing this for section 3 till 6 to ensure even brushing in all 6 segments of the mouth.

Note: When using the White mode, two additional 20 second intervals can be used for polishing your front teeth.

- 8 The Philips Sonicare app helps to address any missed spots by guiding you to spend 20 seconds in the areas you missed during brushing.



Your Philips Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers).

Note: Ensure that braces or dental restorations are properly adhered and not compromised. If not, braces or dental restorations may be damaged when they come into contact with the brush head.

Note: When the Philips Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode with high intensity must be selected. The handle should be fully charged and the Easy-start feature deactivated.

## Brushing modes

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1 Prior to turning on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
  - The selected brushing mode illuminates.
  - Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

### Clean mode

Standard mode for superior teeth cleaning.

### White mode

2 minutes of alternating between White and Massage, with an additional 40 seconds to polish your visible front teeth.

### Deep Clean

Provides an invigorating of deep massage to deliver an exceptionally clean experience.

## Intensity levels per mode

- Low: 1 LED indicator light.
- Medium: 2 LED indicator lights.
- High: 3 LED indicator lights.

Note: to adjust the intensity level to the next higher or lower level, you can press the + button to increase intensity or the - button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

## Pressure Sensor

A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing. See chapter 'Features'.

## Battery status (when handle is not on charger)

- 1 yellow LED indicates a low charge.
- 3 green LEDs indicate a full charge.

Note: If you hear two sets of five beeps and the yellow LED of the battery level indicator flashes, your Sonicare will turn off until placed on the charger, where it will start to recharge.

Note: Your Sonicare will not be able to run a brushing routine until it is fully recharged.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use.

## Features

### Pressure Sensor

This Philips Sonicare model comes with the Pressure Sensor feature activated. The Pressure Sensor works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

#### Activating or deactivating the Pressure Sensor feature

- 1 Attach the brush head to the handle.
- 2 Place the handle in the plugged-in charger or sanitizer.

- To deactivate Pressure Sensor:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Pressure Sensor feature has been deactivated.

- To activate Pressure Sensor:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Pressure Sensor feature has been activated.

## BrushPacer



- The BrushPacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 6 sections of your mouth. Depending on the brushing mode or brushing routine you have selected, the BrushPacer beeps at different intervals during the brushing cycle. See the 'Brushing instructions' sections.

To deactivate or reactivate the BrushPacer feature:

- 1 Place the handle with a brush head attached in the plugged-in charger.
- 2 Press and hold the mode button until:
  - a You hear 1 beep to indicate the BrushPacer has been deactivated.
  - b You hear 2 beeps to indicate the BrushPacer has been activated.

## Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically turning off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.



## Easy-start

This Sonicare comes with the Easy-start deactivated.

The Easy-start feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing with the Philips Sonicare.

**Note:** Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly advance through the Easy-start ramp-up cycle.

### Activating or deactivating the Easy-start feature

- 1 Attach the brush head to the handle.
- 2 Place the handle in the plugged-in charger or sanitizer.
  - To activate Easy-start:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.


- To deactivate Easy-start:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

**Note:** Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Philips Sonicare effectiveness in removing plaque.

**Note:** Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.

## Sanitizing



- In addition to rinsing your brush head with water and air drying, you can clean your brush head with the UV sanitizer for optimal cleanliness.

Note: The UV sanitizer is not a replacement for rinsing your brush head with water, but is additive to rinsing with water.

Unplug the sanitizer, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitizer.
- The sanitizer gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. This device should be kept out of reach of children at all times.

- 1 After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.


**Warning: Do not place the travel cap on the brush head during sanitization.**

- 2 Place your finger in the door recess on top of the sanitizer and pull open the door.



- 3 Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitizer with the bristles facing the light bulb.

Note: Only clean Philips Sonicare snap-on brush heads in the sanitizer.



- 4 Make sure the sanitizer is plugged into a live outlet of appropriate voltage.
- 5 Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only turn on the sanitizer if the door is properly closed.

Note: The sanitizer stops if you open the door during the sanitizing cycle.


Note: The sanitizer cycle runs for 10 minutes and then automatically shuts off.

- The sanitizer is in operation when the light glows through the window.

## Cleaning

**Warning: Do not clean the brush head, handle, travel charger or the UV sanitizer in the dishwasher.**

### Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

**Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.**

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

### Brush head



- 1 Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

## Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

## UV sanitizer (specific types only)

**Warning: Do not immerse the sanitizer in water or rinse it under the faucet.**

**Warning: Do not clean the sanitizer when the UV light bulb is hot.**

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitizer weekly.

- 1 Unplug the sanitizer.
- 2 Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth.
- 3 Clean all interior surfaces with a damp cloth.
- 4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb.

To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

- 5 Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

- 6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.
- 7 Reinsert the UV light bulb.

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitizer.

## Storage

If you are not going to use the product for a long time, unplug it, clean it (see chapter 'Cleaning') and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the integrated cord wrap to store excess cord of the UV sanitizer in an organized manner.

## Replacement

### Brush head

- Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.

**Note:** The Sonicare App will tell you when it is time to replace your brush head. (See in-app Help section)

- Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

### UV light bulb

- Replacement UV bulbs are available through your Philips Sonicare Consumer Service Center in North America by calling 1-800-682-7664. Outside North America, contact your local Philips Consumer Care Center.

## Disposal




- This appliance contains a rechargeable battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-8-BATTERY or visit [www.rbrbc.com](http://www.rbrbc.com) for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call 1-800-243-3050 toll free.

## Removing the rechargeable battery

**Warning: PLEASE NOTE THAT THIS PROCESS IS NOT REVERSIBLE.**

- To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.
- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer switch on the Philips Sonicare.
  - 2 Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap.
  - 3 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.





- 4 Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

## Warranty and support

Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects due to faulty materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips' expense provided that convincing proof of purchase in the qualifying period is provided. Philips recommends use of genuine Sonicare brush heads for optimal performance. Use of other brush heads may damage your Sonicare toothbrush and limit your warranty protection. Contact our Consumer Care Center at 1-800-682-7664 (North America), outside North America contact your local Philips Consumer Care Center. Internet information: [www.sonicare.com](http://www.sonicare.com) (North America) or [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (outside North America).

## WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.
- UV light bulb.

## **IMPLIED WARRANTIES**

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE. IN SOME STATES LIMITATIONS ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY.

## **LIMITATION OF REMEDIES**

IN NO EVENT SHALL PHILIPS OR ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DENTISTS AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



## Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

**Advertencia: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO**

Cuando use productos eléctricos, especialmente cuando los niños están presentes, se debe seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

## PELIGROS

Para reducir el riesgo de electrocución:

- 1 No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero.
- 2 No coloque el producto en agua ni deje que caiga en agua o cualquier otro líquido.
- 3 No intente coger un producto que haya caído al agua; desenchúfelo inmediatamente.
- 4 No utilice el producto mientras se baña.
- 5 No sumerja el cargador y/o el sanitizador en agua o cualquier otro líquido.
- 6 Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador y/o el sanitizador estén completamente secos antes de conectarlos a la red eléctrica.

## ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones físicas:

- 1 No utilice accesorios distintos a los recomendados por el fabricante.
- 2 Este producto se ha diseñado para que funcione con voltajes de 100 a 240 voltios.
- 3 No inserte objetos en las entradas de aire del sanitizador o bloquee estas aperturas colocándolo sobre una superficie suave o en una posición o ubicación en la que los objetos bloquearán estas aperturas (ejemplos de objetos: revista, pañuelo de papel, cabello, y parecidos).
- 4 Nunca enchufe la clavija en una toma de corriente a la fuerza; si la clavija no se enchufa fácilmente en la toma de corriente, suspenda su uso.
- 5 Deje de utilizar el producto si tiene algún fallo o deterioro (cabezal del cepillo, mango o cargador).
- 6 El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable de alimentación se daña, deseche el cargador y/o el sanitizador.
- 7 Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- 8 No use el cargador o el sanitizador al aire libre u opere el sanitizador en donde productos en aerosol (spray) están siendo usados o en donde el oxígeno esté siendo administrado.
- 9 Nunca use el Sonicare de Philips mientras este soñoliento.
- 10 Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Si el producto no funciona correctamente o necesita reparación, consulte la sección "Garantía y asistencia".

- 11 Utilice este producto solo para el uso al que está destinado tal y como se describe en este documento o siguiendo las recomendaciones de su dentista.
- 12 Este producto no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 13 Evite que los niños jueguen con este producto.
- 14 Philips Sonicare es un dispositivo de aseo personal y no se debe usar con diferentes pacientes en ningún consultorio o clínica dental.
- 15 Descontinúe el uso del sanitizador si el foco UV permanece prendido cuando la puerta esté abierta. La luz UV puede ser dañina al ojo humano y a la piel. Mantenga el sanitizador fuera del alcance de los niños todo el tiempo.
- 16 No opere el sanitizador UV sin la pantalla protectora en su lugar para evitar contacto con el bulbo caliente.
- 17 Si el sanitizador se usa para 3 ciclos de limpieza UV consecutivos (por ejemplo 3 veces al hilo) un mínimo de 30 minutos tiempo de 'Apagado' es requerido antes de empezar otro ciclo de limpieza UV.

## ADVERTENCIAS MÉDICAS

- 1 Consulte a su dentista o higienista dental antes de utilizar este producto si le han practicado cirugía oral o de las encías en los 2 últimos meses.
- 2 Consulte a su dentista o higienista dental si se produce un sangrado excesivo después de usar este producto o si el sangrado continúa produciéndose después de 1 semana de uso.
- 3 Deje de utilizar este producto y consulte a un médico o dentista si experimenta algún tipo de dolor o molestia.
- 4 Este producto cumple con los estándares de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizar el aparato.
- 5 Si tiene alguna otra duda médica, consulte a su médico.

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este dispositivo Philips ha sido probado y cumple con los estándares de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si es manejado apropiadamente y de acuerdo a las instrucciones en este manual de usuario, el producto es seguro de usar.

CONSERVE  
ESTAS  
INSTRUCCIONES


## Su Philips Sonicare (Fig. 1)

- 1 Capuchón higiénico
- 2 Cabeza de cepillo con identificador único
- 3 Mango
- 4 Sensores
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Bluetooth
- 7 Indicador de nivel de intensidad
- 8 Botón de nivel de intensidad (+ y -)
- 9 Modos de cepillado
- 10 Botón de modo
- 11 Indicador de nivel de la batería
- 12 El sanitizador UV con cargador y enrollado de cable integrados (modelos seleccionados)
  - No mostrado: Foco UV
  - No mostrado: Bandeja de goteo del sanitizador
  - No mostrado: Pantalla protectora para foco UV
- 13 Cable de alimentación con clavija
- 14 La cubierta del cargador con soporte de cabezal (modelos seleccionados)
- 15 Cargador de viaje
  - No mostrado: Estuche de viaje


**Nota:** El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera.

## Antes de empezar


### Cómo fijar el cabezal del cepillo



- 1 Alinee el cabezal del cepillo de manera que las cerdas apunten en la misma dirección que la parte frontal del mango.




- 2 Presione firmemente hacia abajo el cabezal del cepillo sobre el eje metálico hasta que encaje



**Nota:** Los cabezales del cepillo Philips Sonicare tienen íconos impresos para que identifique fácilmente el suyo.

### Cargando su Philips Sonicare



- 1 Coloque la clavija del cargador o el sanitizador en un tomacorriente.
- 2 Coloque el mango en el cargador.

La luz del indicador de carga de la batería parpadea para señalar que el cepillo dental se está cargando.

**Nota:** Se necesitan al menos 24 horas para cargar totalmente la batería.

# Uso del Philips Sonicare

## Conectividad Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de conexión, asegúrese de que el dispositivo móvil cuenta con Bluetooth 4.0 o superior.

**Nota:** Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de los dispositivos, visite la App Store o Google Play.


### Conectar su cepillo dental

- 1 Cuando se usa en el modo conectado, la Aplicación Philips Sonicare permite recibir comentarios sobre el cepillado, almacenamiento y compartir datos de cepillado con el dentista (si así lo desea) en tiempo real y recibir tutoría personalizada. Si desea usar el cepillo dental en el modo desconectado, este funcionará aún. Para usarlo en el modo conectado, siga las instrucciones para “conectar el cepillo” a continuación.
- 2 Descargue la aplicación de Philips Sonicare desde la App Store o desde Google Play.
- 3 Compruebe que su dispositivo móvil tenga activada la función Bluetooth antes de abrir la aplicación. Consulte la configuración en su dispositivo móvil para activar la función Bluetooth.
- 4 Para conectar el cepillo de dientes a la aplicación, encienda el cepillo eléctrico pulsando el botón de encendido/apagado o el botón de modo de cepillado. Asegúrese de que el cepillo no esté en el cargador cuando lo encienda.
- 5 Abra la aplicación de Sonicare.

- 6 Siga las instrucciones de la aplicación de Sonicare mostradas en su dispositivo móvil. La aplicación se conecta automáticamente al cepillo dental. Si el cepillo dental no se conecta, siga los pasos de resolución de problemas de la aplicación.

**Nota:** Para una captura de datos óptima mantenga su dispositivo móvil cerca mientras se cepilla.

## Instrucciones de cepillado



- 3 Moje las cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes.
- 2 Coloque las cerdas del cepillo sobre los dientes formando un ligero ángulo ( $45^\circ$ ), presionando firmemente para que las cerdas lleguen a la línea de la encía o ligeramente debajo de esta.

**Nota:** Mantenga el centro del cepillo en contacto con los dientes en todo momento.

- 3 Presione el botón de encendido/apagado para encender el Philips Sonicare.
- 4 Ejercer una ligera presión para maximizar la eficacia del Philips Sonicare y deje que este se encargue del cepillado. No frote.
- 5 Desplace suavemente el cabezal del cepillo por todos los dientes con un pequeño movimiento hacia delante y hacia atrás, de forma que las cerdas más largas lleguen a los espacios interdientales. Continúe con este movimiento durante el ciclo de cepillado.






- 6 Para limpiar la superficie interior de los dientes anteriores, incline el mango del cepillo a una posición semivertical y cepille varias veces cada diente.

Nota: Para asegurarse de que se cepille la boca de manera uniforme, divida su boca en 6 secciones usando la función BrushPacer (ver capítulo "Características").



- 7 Siga la aplicación de Sonicare sobre la guía de cepillado combinada con la función BrushPacer y empiece a cepillar en la sección 1 (dentadura derecha superior) y cepille por 20 segundos antes de pasar a la sección 2 (dentadura superior frontal). Continúe haciendo esto para la sección 3 hasta asegurar un cepillado parejo en los 6 segmentos de la boca.

Nota: Con el modo White (Blanqueamiento) se pueden usar dos intervalos adicionales de 20 segundos para pulir los dientes anteriores.



- 8 La aplicación de Philips Sonicare le ayuda a dirigirse a cualquier punto perdido al guiarlo a pasar 20 segundos en las áreas faltantes durante el cepillado.

Puede utilizar el Philips Sonicare de forma segura en:

- Aparatos correctores (los cabezales se gastan antes cuando se utilizan sobre aparatos correctores).
- Restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas).

Nota: Asegúrese de que los aparatos correctores o las restauraciones dentales estén fijados adecuadamente y no corran el riesgo de desprenderse. De lo contrario, si entran en contacto con el cabezal del cepillo, dichos aparatos correctores o restauraciones dentales podrían dañarse.

Nota: Si usa Philips Sonicare en ensayos clínicos, seleccione el modo Clean (Limpieza) predeterminado de 2 minutos con alta intensidad. El mango debe estar completamente cargado y la función Easy-start desactivada.

## Modos de cepillado

Nota: Cuando el cepillo de dientes esté prendido, no se puede alternar entre modos.

- 1 Antes de encender su Sonicare, presione el botón de modo para alternar entre los distintos modos.
  - El modo de cepillado seleccionado se ilumina.
  - Una vez que el modo de cepillado ha sido seleccionado, permanece activo hasta que otro modo de cepillado es seleccionado.

### Modo Clean (Limpieza)

Modo estándar para limpieza dental superior.

### Modo blanqueamiento

2 minutos de alternancia entre Blanqueo y Masaje, con unos 40 segundos adicionales para pulir su dentadura frontal visible.

### Limpieza profunda

Provee un masaje vigorizante y profundo para proporcionar una experiencia de limpieza excepcional.

## Niveles de intensidad por modo

- Bajo: 1 luz indicadora de LED.
- Medio: 2 Luces indicadoras de LED.
- Alto: 3 luces indicadoras de LED.

Nota: para ajustar el nivel de intensidad al siguiente nivel más alto o más bajo, puede presionar el botón + para incrementar la intensidad o el botón - para disminuir la intensidad a cualquier hora durante el ciclo de cepillado.

## Sensor de presión

Un cambio en la vibración (y un ligero cambio en el sonido) le avisa cuando está ejerciendo demasiada presión durante el cepillado. Ver capítulo "Características".

## Estado de la batería (cuando el mango no está en el cargador)

- 1 LED amarillo indica una carga baja.
- 3 LED verdes indican una carga completa.

Nota: Si escucha dos series de cinco bips y la luz LED amarilla del nivel de batería destella, su Sonicare se apagará hasta que esté ubicado sobre el cargador, donde comenzará a recargar.

Nota: Su Sonicare no podrá ejecutar una rutina de cepillado hasta que esté completamente recargado.

Nota: Para mantener la batería totalmente cargada en todo momento, puede mantener el Sonicare en el cargador cuando no lo utilice.

## Funciones

### Sensor de presión

Este modelo de Philips Sonicare viene con la función de Sensor de Presión activada. El Sensor de Presión funciona en 3 modos y 3 niveles de intensidad.

#### Activar o desactivar la función de Sensor de Presión

- 1 File el cabezal del cepillo al mango.
  - 2 Coloque el mango en el cargador conectado o el sanitizador.
- Para desactivar el Sensor de Presión:  
Mantenga pulsado el botón de modo encendido/apagado durante 2 segundos. Escuchará 1 bip para indicar que la función de Sensor de Presión ha sido desactivada.
  - Para activar el Sensor de Presión:  
Mantenga pulsado el botón de modo encendido/apagado durante 2 segundos. Escuchará 2 bips para indicar que la función de Sensor de Presión ha sido activada.

### BrushPacer



- La función BrushPacer es un temporizador de intervalos que tiene un bip corto y hace una pausa para recordarle cepillar las 6 secciones de su boca. Dependiendo del modo de cepillado o de la rutina que haya seleccionado, la función BrushPacer hace bip en diferentes intervalos durante el ciclo de cepillado. Ver las secciones 'Instrucciones de cepillado'.

Para desactivar o reactivar la función BrushPacer:

- 1 Ubique el mango con un cabezal de cepillo añadido en el cargador conectado.
- 2 Presione y mantenga el botón de modo hasta:
  - a Escuchar 1 bip para indicar que la función BrushPacer ha sido desactivada.
  - b Escuchar 2 bips para indicar que la función BrushPacer ha sido activada.

## Función Smartimer

La función Smartimer le indica cuando el ciclo de cepillado se ha completado al apagar automáticamente el cepillo.

Los dentistas recomiendan cepillarse los dientes por lo menos dos minutos, dos veces al día.

## Inicio Fácil

Este Sonicare viene con la función Inicio Fácil desactivada.

La función Easy-start aumenta paulatinamente la potencia a lo largo de los primeros 14 cepillados para ayudarle a acostumbrarse al cepillado con Philips Sonicare.

**Nota:** Los 14 primeros cepillados deben tener una duración de al menos 1 minuto para avanzar adecuadamente por el ciclo ascendente de Easy-start.

### Activar o desactivar la función Inicio Fácil


- 1 File el cabezal del cepillo al mango.
- 2 Coloque el mango en el cargador conectado o el sanitizador.

- Para activar la función Easy-start:  
Mantenga pulsado el botón de modo encendido/apagado durante 2 segundos. Escuchará 2 pitidos, esto indica que la función Inicio Fácil se ha activado.
- Para desactivar la función Easy-start:  
Mantenga pulsado el botón de modo encendido/apagado durante 2 segundos. Escuchará 1 pitido, esto indica que la función Inicio Fácil se ha desactivado.

**Nota:** No se recomienda utilizar la función Easy-start más allá del periodo inicial de regulación, ya que reduce la eficacia de Philips Sonicare en la eliminación de la placa.

**Nota:** Cada uno de las 14 primeras cepilladas debe ser de por lo menos 1 minuto de duración para moverse a través del ciclo de Inicio Fácil.

## Sanitizar



- Además de enjuagar el cabezal del cepillo con agua y secarlo al aire, puede limpiarlo con el sanitizador UV para un óptimo aseo.

**Nota:** El uso del sanitizador UV no reemplaza el enjuague del cabezal de cepillo con agua, es solo un aditamento para enjuagar con agua.

Desconecte el sanitizador, discontinúe su uso y llame a Atención al Cliente si:

- El foco UV permanece prendido cuando la puerta esté abierta.
- La ventana está abierta o no se encuentra en el sanitizador.
- El sanitizador emite humo o un olor a quemado mientras se está operando.


**Nota:** La luz UV puede ser dañina al ojo humano y a la piel. Este dispositivo debe estar fuera del alcance de los niños todo el tiempo.

- 1 Después de cepillarse, enjuague siempre el cabezal y sacuda las cerdas por exceso de agua.

**Advertencia: No coloque el tapón de viaje sobre el cabezal durante la sanitización.**



- 2 Coloque su dedo en el hueco de la puerta en la parte superior del sanitizador y jale la puerta para abrirla.



- 3 Coloque el cabezal de cepillo en uno de los 2 postes en el sanitizador con las cerdas mirando hacia el foco.

**Nota:** Solamente limpie los cabezales de ajuste a presión Philips Sonicare en el sanitizador.

- 4 Asegúrese de que el sanitizador esté conectado a un tomacorriente de voltaje apropiado.
- 5 Cierre la puerta y presione el botón verde de alimentación encendido/apagado una vez para seleccionar el ciclo de limpieza UV.

**Nota:** Solamente puede encender el sanitizador si la puerta está apropiadamente cerrada.

**Nota:** El sanitizador se detiene si abre la puerta durante el ciclo de sanitización.

**Nota:** El ciclo del sanitizador se ejecuta por 10 minutos y luego se apaga automáticamente.

- El sanitizador está en operación cuando la luz brilla a través de la ventana.

## Limpieza

**Advertencia: No limpie el cabezal del cepillo, el mango, el cargador de viaje o el sanitizador UV en el lavamanos.**

### Mango del cepillo dental




- 1 Quite el cabezal del cepillo y enjuague la zona del eje metálico con agua caliente. Asegúrese de eliminar todos los restos de pasta de dientes.

**Precaución: No empuje la junta de goma del eje metálico con ningún objeto afilado, ya que podría dañarla.**

- 2 Limpie la superficie del mango con un paño húmedo.

### Cabezal del cepillo



- 1 Enjuague siempre el cabezal y las cerdas después de cada uso.
- 2 Extraiga el cabezal del cepillo del mango y enjuague la conexión del cabezal al menos una vez a la semana con agua tibia.

### Cargador

- 1 Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
- 2 Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo. Asegúrese de eliminar los residuos de pasta de dientes o cualquier otro residuo de la superficie del cargador.



## Sanitizador UV (tipos específicos solamente)

**Advertencia: No sumerja el sanitizador en agua ni lo enjuague bajo el grifo.**

**Advertencia: No limpie el sanitizador cuando el foco UV esté caliente.**

Para una efectividad óptima, es recomendado limpiar su sanitizador semanalmente.

- 1 Desconecte el sanitizador.
- 2 Jale la bandeja de goteo directamente hacia afuera. Enjuague la bandeja de goteo y límpiela con un paño húmedo.
- 3 Limpie todas las superficies interiores con un paño húmedo.
- 4 Quite la pantalla protectora enfrente del foco UV.

Para remover la pantalla, agarre los extremos próximos a los broches de presión, apriete y saque la pantalla protectora con cuidado.

- 5 Quite el foco UV.

Para quitar el foco, apriételo y sáquelo del broche de metal.

- 6 Limpie la pantalla protectora y foco UV con un paño húmedo.
- 7 Reinserte el foco UV.

Para reinsertar el foco, alinee la parte inferior del foco con el broche metálico y empuje el foco dentro del broche.

- 8 Reinserte la pantalla protectora.

Para reinsertar la pantalla, alinee los postes en la pantalla con las ranuras sobre la superficie reflectora cerca del foco UV. Empuje la pantalla directamente dentro de las ranuras en el sanitizador.

## Almacenamiento

Si no va a utilizar el producto por un largo tiempo, desenchúfelo, límpielo (ver capítulo 'Limpieza') y almacénelo en un lugar limpio y seco lejos de la luz directa del sol. Puede usar el enrollado de cable integrad para almacenar el exceso de cable del sanitizador UV de una forma organizada.

## Sustitución

### Cabezal de cepillado

- Sustituya los cabezales del Philips Sonicare cada 3 meses para conseguir resultados óptimos.

Nota: La aplicación de Sonicare le dirá cuando sea tiempo de reemplazar su cabezal de cepillo. (Ver la aplicación en la sección de Ayuda)

- Utilice solo los cabezales de cepillo de repuesto Philips Sonicare.

### Foco UV

- Los focos UV de repuesto están disponibles a través del Centro de Atención al Consumidor del Philips Sonicare en Norte América llamando al 1-800-682-7664. Fuera de Norte América, contacte a su Centro de Atención al Consumidor de Philips.

## Desecho




- Este aparato tiene una batería recargable que debe desecharse correctamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al número 1-800-8-BATTERY o visite [www.rbrc.com](http://www.rbrc.com) para saber dónde puede depositarlas.
- Para obtener ayuda visite nuestro sitio web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) o llame gratuitamente al número 1-800-243-3050.


## Remover la batería recargable

**Advertencia: TENGA PRESENTE QUE ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE.**

- Para extraer la batería recargable se necesita un destornillador plano normal. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.
- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, quite el mango del cargador, encienda su Philips Sonicare y déjelo funcionar hasta que se pare. Repita este paso hasta que ya no pueda encender el Philips Sonicare.
  - 2 Inserte el destornillador dentro de la muesca al fondo del mango y gire a contra reloj para liberar el tapón inferior.



- 3 Sujete el mango boca abajo y presione en el eje para sacar los componentes internos del mango.



- 4 Introduzca el destornillador debajo de la tarjeta del circuito, junto a las conexiones de la batería y gírelo para romper las conexiones. Quite el circuito y separe la batería de la carcasa de plástico.

La batería recargable se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.

## Garantía y asistencia

La garantía de Philips cubre los productos por un periodo de 2 años después de la fecha de compra. Philips se hará cargo de la reparación o sustitución de los defectos debidos a materiales defectuosos o de fabricación, siempre y cuando se presente una prueba convincente de compra en el plazo estipulado. Philips recomienda el uso de cabezales de Sonicare originales para obtener un rendimiento óptimo. El uso de otros cabezales podría dañar su cepillo de dientes Sonicare y limitar la protección de la garantía. Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 1-800-682-7664 (en Norteamérica). Fuera de Norteamérica, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips en su país. Información en Internet: **www.sonicare.com** (Norteamérica) o **www.philips.com/support** (fuera de Norteamérica).

### EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía:

- Cabezales del cepillo.
- Deterioros causados por piezas de repuesto no autorizadas o cabezales no autorizados.
- Deterioros causados por uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o perdida gradual del color.
- Foco UV.

## **GARANTÍAS IMPLÍCITAS**

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE APLICAN LÍMITES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

## **LIMITACIÓN DE RECURSOS**

EN NINGÚN CASO PHILIPS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA BASE LEGAL. ESTOS DAÑOS INCLUYEN, SIN LÍMITE, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS; LUCRO CESANTE; PÉRDIDA DE USO; RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTALES; Y COSTE DE EQUIPO O SERVICIOS SUSTITUTIVOS. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE ADMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

# MISES EN GARDE IMPORTANTES

**Avertissement : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout en présence d'enfants, suivez toujours les mesures de sécurité fondamentales, notamment :

## DANGER

Pour éviter tout risque d'électrocution :

- 1 Ne placez pas et ne rangez pas le produit à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
- 2 Ne placez pas et n'échappez pas le produit dans de l'eau ou tout autre liquide.
- 3 Ne touchez pas le produit s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- 4 N'utilisez PAS l'appareil en prenant un bain.
- 5 Ne plongez jamais le chargeur ni l'assainisseur dans de l'eau, ni dans aucun autre liquide.

- 6 Après les avoir nettoyés, assurez-vous que le chargeur et/ou l'assainisseur sont complètement secs avant de les brancher sur une prise secteur.

## AVERTISSEMENTS

Pour diminuer tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure corporelle :

- 1 N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- 2 Ce produit est conçu pour fonctionner à des tensions se situant entre 100 et 240 volts.
- 3 N'insérez pas d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air de l'assainisseur ou ne bloquez pas ceux-ci en plaçant l'appareil sur une surface molle ou dans une position ou un endroit où des objets pourraient bloquer ces orifices (exemples d'objets : magazines, tissu et cheveux).
- 4 Ne branchez jamais de force la fiche sur une prise de courant. Si la fiche ne s'insère pas facilement dans la prise, n'utilisez pas l'appareil.
- 5 Cessez d'utiliser le produit si vous constatez que l'un de ses composants (tête de brosse, manche ou chargeur) est endommagé de quelque façon que ce soit.
- 6 Il est impossible de remplacer le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez mettre le chargeur et/ou l'assainisseur au rebut.
- 7 Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.

- 8 N'utilisez pas le chargeur ou l'assainisseur en extérieur ni ne faites fonctionner l'assainisseur dans des endroits où des produits aérosols (en spray) sont utilisés ou dans des lieux où de l'oxygène est administré.
- 9 N'utilisez jamais la Philips Sonicare lorsque vous êtes endormi ou somnolent.
- 10 Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Reportez-vous à « Garantie et assistance » si le produit ne fonctionne pas correctement ou s'il doit être réparé.
- 11 Ce produit doit être utilisé uniquement aux fins décrites dans le présent document ou conformément aux recommandations de votre dentiste.
- 12 Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation du produit.
- 13 Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec le produit.
- 14 La Philips Sonicare est un appareil prévu pour des soins personnels et ne doit pas être utilisée par plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.



- 15 Cessez d'utiliser l'assainisseur si l'ampoule UV reste allumée lorsque le compartiment est ouvert. Les UV peuvent être dangereux pour les yeux et la peau. Tenez toujours l'assainisseur hors de portée des enfants.
- 16 N'utilisez pas l'assainisseur UV sans l'écran de protection pour éviter tout contact avec l'ampoule, car elle peut être chaude.
- 17 Si l'assainisseur est utilisé pendant 3 cycles de nettoyage UV consécutifs (c.-à-d. 3 fois de suite), un arrêt de 30 minutes au moins est nécessaire avant de commencer un autre cycle de nettoyage UV.

## MISES EN GARDE D'ORDRE MÉDICAL

- 1 Consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit si vous avez subi une chirurgie buccale ou gingivale au cours des 2 derniers mois.
- 2 Consultez votre dentiste si vos gencives saignent anormalement après vous être brossé les dents avec ce produit ou si le saignement persiste après 1 semaine d'utilisation.
- 3 Si vous ressentez de la douleur en utilisant ce produit, consultez votre dentiste.
- 4 Ce produit est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant d'utiliser cet appareil.
- 5 Pour toute autre question d'ordre médical, consultez votre médecin.

## Champs électromagnétiques (CEM)

Ce produit Philips a été testé et est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. L'utilisation de ce produit est sûre s'il est entretenu normalement et conformément aux instructions.

# CONSERVEZ CES CONSIGNES

## Votre brosse à dents Philips Sonicare (Fig. 1)


- 1 Capuchon de protection hygiénique
- 2 Tête de brosse avec système d'identification
- 3 Manche
- 4 Capteurs
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Bluetooth
- 7 Témoin de niveau d'intensité
- 8 Bouton de niveau d'intensité (+ et -)
- 9 Modes de brossage
- 10 Bouton de sélection du mode
- 11 Témoin de niveau de batterie
- 12 Assainisseur UV avec chargeur intégré et espace de rangement pour cordon d'alimentation (modèles sélectionnés)
  - Non illustré : Ampoule UV
  - Non illustré : Plateau égouttoir de l'assainisseur
  - Non illustré : Écran de protection de l'ampoule UV

- 13 Cordon d'alimentation avec prise
- 14 Étui de chargeur avec supports pour têtes de brosse (modèles sélectionnés)
- 15 Chargeur de voyage
  - Non illustré : Étui de voyage


Remarque : Le contenu de la boîte peut varier selon le modèle acheté.

## Préparation


### Fixation de la tête de brosse



- 1 Aligned la tête de brosse afin que les soies soient dans le même axe que l'avant du manche.




- 2 Pressez fermement la tête de brosse sur la tige de métal jusqu'à ce qu'elle s'arrête.



Remarque : Les têtes de brosse Philips Sonicare comportent des icônes pour une identification facile.

## Chargement de votre brosse à dents Philips Sonicare



- 1 Branchez la fiche du chargeur ou de l'assainisseur sur une prise.
- 2 Placez le manche dans le chargeur.

Le voyant clignotant du témoin de niveau de batterie indique que la brosse à dents est en charge.

**Remarque :** Il faut au moins 24 heures pour charger entièrement la batterie.

## Utilisation de la brosse à dents Philips Sonicare

### Connectivité Bluetooth

Avant de commencer la procédure de connectivité, assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne avec Bluetooth 4.0 ou une version supérieure.

**Remarque :** Pour obtenir l'information la plus récente sur la compatibilité des appareils, visitez l'App store d'Apple ou Google Play.


### Connexion de votre brosse à dents

- 1 Utilisée en mode connexion, l'application Philips Sonicare vous permet de recevoir des commentaires en temps réel concernant votre brossage, de stocker vos données de brossage et de les partager avec votre dentiste (si tel est votre choix) et de recevoir des conseils personnalisés. Si vous souhaitez utiliser votre brosse à dents en mode hors connexion, elle fonctionnera quand même. Pour l'utiliser en mode connexion, veuillez suivre les instructions sur la « Connexion de votre brosse à dents » ci-dessous.

- 2 Téléchargez l'application Philips Sonicare à partir de l'App store d'Apple ou Google Play.
- 3 Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth est activée sur votre appareil mobile avant d'ouvrir l'application. Vérifiez les paramètres de votre appareil mobile pour activer Bluetooth.
- 4 Pour connecter la brosse à dents à l'application, mettez la brosse à dents en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt ou sur le bouton de mode brossage. Assurez-vous que la brosse à dents ne se trouve pas sur le chargeur lorsque vous la mettez en marche.
- 5 Ouvrez l'application Sonicare.
- 6 Suivez les instructions de l'application Sonicare qui s'affichent sur votre appareil mobile. L'application se connecte automatiquement à la brosse à dents. Si la brosse à dents ne se connecte pas, suivez les étapes de dépannage fournies dans l'application.

Remarque : Pour garantir la capture optimale des données, maintenez votre appareil mobile à proximité pendant que vous vous brossez les dents.

## Directives de brossage



- 1 Mouillez les soies de la brosse et appliquez-y une petite quantité de dentifrice.
- 2 Placez les soies de la tête de brosse sur les dents, légèrement de biais (45 degrés), en appuyant fermement pour qu'elles touchent les gencives ou se placent légèrement sous les gencives.

Remarque : Maintenez en permanence le centre de la brosse en contact avec les dents.

- 3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil Philips Sonicare en marche.
- 4 Exercez une légère pression pour optimiser l'efficacité de la brosse à dents Philips Sonicare et laissez l'appareil brosser vos dents. Ne frottez pas.
- 5 Déplacez lentement la tête de brosse entre vos dents avec un léger mouvement de va-et-vient, de sorte que les poils les plus longs atteignent les espaces interdentaires. Continuez ce mouvement pendant tout le cycle de brossage.
- 6 Pour nettoyer la surface intérieure des dents avant, inclinez le manche de la brosse à dents en position intermédiaire et effectuez plusieurs mouvements de brosse verticaux sur chaque dent, en prenant soin de les faire se chevaucher.




Remarque : Pour assurer un brossage uniforme, divisez votre bouche en 6 sections à l'aide de la fonction BrushPacer (voir le chapitre « Caractéristiques »).



- 7 Suivez les instructions de brossage de l'application Sonicare conjointement avec la fonction BrushPacer et brossez chaque section pendant 20 secondes : commencez par la section 1 (dents droites de la mâchoire supérieure), suivie de la section 2 (dents gauches de la mâchoire supérieure), Brossez de la même manière les sections 3 à 6 afin de veiller au brossage uniforme des 6 segments de la bouche.

Remarque : Lorsque vous utilisez le mode Blancheur, deux intervalles supplémentaires de 20 secondes peuvent être ajoutés pour redonner de l'éclat à vos dents de devant.



- 8 Grâce à l'application Philips Sonicare, vous ne négligerez aucune zone, car l'application vous signale les zones manquées que vous devez brosser pendant 20 secondes.

Votre Philips Sonicare est sans danger pour :

- les appareils orthodontiques (les têtes de brosse s'useront plus rapidement dans ce cas),
- les restaurations dentaires (obturations, couronnes, facettes).

Remarque : Assurez-vous que les appareils orthodontiques ou les restaurations dentaires sont correctement collés et non fragilisés. Si ce n'est pas le cas, les appareils orthodontiques ou les restaurations dentaires peuvent être endommagés lorsqu'ils entrent en contact avec la tête de brosse.

Remarque : Lorsque la Philips Sonicare est utilisée lors d'essais cliniques, le mode Propreté de 2 minutes à intensité élevée par défaut doit être sélectionné. Le manche doit être complètement chargé et la fonction Easy-start doit être désactivée.

## Modes de brossage

Remarque : Quand la brosse à dents est en marche, vous ne pouvez pas passer d'un mode à un autre.

- 1 Avant d'allumer la brosse à dents Sonicare, appuyez sur le bouton de sélection du mode pour passer d'un mode à l'autre.
  - Le mode de brossage sélectionné s'allume.
  - Une fois le mode de brossage choisi, celui-ci reste actif jusqu'à la sélection d'un autre.

### Mode Propreté

Mode standard pour un nettoyage des dents supérieur.

### **Mode Blancheur**

2 minutes en alternance entre le mode Blancheur et le mode Massage, puis 40 secondes supplémentaires pour polir les dents avant visibles.

### **Nettoyage en profondeur**

Permet un programme revigorant de massage profond pour une sensation de propreté exceptionnelle.

## **Niveaux d'intensité par mode**

- Faible : 1 voyant DEL allumé.
- Moyen : 2 voyants DEL allumés.
- Élevée : 3 voyants DEL allumés.

Remarque : Appuyez sur le bouton + pour augmenter l'intensité ou sur le bouton - pour la réduire afin de régler le niveau d'intensité à tout moment durant le cycle de brossage.

## **Capteur de pression**

Un changement de la vibration (et un léger changement sonore) vous alerte si vous exercez une pression trop forte en vous brossant les dents. Voir le chapitre « Caractéristiques ».

## **Niveau de la pile (lorsque le manche n'est pas placé sur le chargeur)**

- 1 voyant à DEL jaune indique un niveau de charge faible.
- 3 voyants à DEL verts indiquent une charge complète.

Remarque : Si vous entendez deux séries de cinq signaux sonores et le voyant DEL jaune de l'indicateur de charge clignote, votre brosse Sonicare s'éteindra jusqu'à ce que vous la replaciez sur le chargeur.



Remarque : Votre brosse Sonicare ne pourra pas réexécuter un cycle de brossage tant qu'elle n'est pas complètement rechargée.

Remarque : Pour vous assurer de toujours disposer d'une charge complète, vous pouvez placer votre Sonicare sur le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Caractéristiques

### Capteur de pression

Le capteur de pression est activé par défaut sur ce modèle Philips Sonicare. Le capteur de pression fonctionne avec les 3 modes et aux 3 niveaux d'intensité.

#### Activation ou désactivation de la fonction de capteur de pression

- 1 Fixez la tête de brosse au manche.
- 2 Placez le manche dans le chargeur ou l'assainisseur branché.
  - Pour désactiver le capteur de pression :  
Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche/sélection du mode pendant 2 secondes. Lorsque la fonction de capteur de pression est désactivée, vous entendez 1 signal sonore.
  - Pour activer le capteur de pression :  
Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche/sélection du mode pendant 2 secondes. Lorsque la fonction de capteur de pression est activée, vous entendez 2 signaux sonores.

## BrushPacer



- La fonction BrushPacer est un minuteur à intervalles qui émet un bref signal sonore et suspend le cycle pour vous rappeler de brosser les 6 sections de votre bouche. La fonction BrushPacer émet des signaux sonores à différents intervalles au cours du cycle de brossage en fonction du mode ou de la routine de brossage choisi. Voir les sections « Directives de brossage ».

Pour désactiver ou réactiver la fonction BrushPacer :

- 1 Fixez une tête de brosse sur le manche et placez ce dernier dans le chargeur branché.
- 2 Appuyez sur le bouton de sélection du mode et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que :
  - a vous entendiez 1 signal sonore qui vous indique que la fonction BrushPacer a été désactivée ;
  - b vous entendiez 2 signaux sonores qui vous indiquent que la fonction BrushPacer a été activée.

## Fonction Smartimer

La fonction Smartimer indique que le cycle de brossage est terminé en arrêtant automatiquement la brosse à dents à la fin du cycle.

Les dentistes recommandent un brossage d'au moins 2 minutes deux fois par jour.

## Fonction Easy-start

La fonction Easy-start est désactivée par défaut sur cette brosse Sonicare.

La fonction Easy-start augmente progressivement la puissance lors des 14 premiers brossages pour vous permettre de vous habituer à la Philips Sonicare.

Remarque : Chacun des 14 premiers cycles de brossage doit durer au moins 1 minute pour que la fonction Easy-start se déroule correctement.


### Activation ou désactivation de la fonction Easy-start

- 1 Fixez la tête de brosse au manche.
- 2 Placez le manche dans le chargeur ou l'assainisseur branché.
  - Pour activer la fonction Easy-start :  
Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche/sélection du mode pendant 2 secondes. Lorsque vous entendez 2 signaux sonores, cela signifie que la fonction Easy-start est activée.
  - Pour désactiver la fonction Easy-start :  
Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche/sélection du mode pendant 2 secondes. Lorsque la fonction Easy-start est désactivée, vous entendez 1 signal sonore.

Remarque : Il est recommandé de ne pas dépasser la période initiale d'utilisation de la fonction Easy-start, sous peine de réduire l'efficacité de la brosse à dents Philips Sonicare dans l'élimination de la plaque dentaire.

Remarque : Chacun des 14 premiers cycles de brossage doit durer au moins 1 minute pour que la fonction Easy-start se déroule correctement.

## Assainissement



- Outre le rinçage de la tête de brosse à l'eau et son séchage à l'air, vous pouvez aussi nettoyer celle-ci à l'aide de l'assainisseur UV pour une propreté optimale.

Remarque : L'utilisation de l'assainisseur UV ne se substitue pas au rinçage de la tête de brosse à l'eau, mais le complète.

Débranchez l'assainisseur, cessez d'utiliser l'appareil et appelez le service à la clientèle si :

- L'ampoule UV reste allumée lorsque le compartiment est ouvert.
- La fenêtre de l'assainisseur est brisée ou manquante.
- L'assainisseur dégage de la fumée et une odeur de brûlé pendant son utilisation.


Remarque : Les UV peuvent être dangereux pour les yeux et la peau. Tenez toujours cet appareil hors de portée des enfants.

- 1 Après le brosseage, rincez la tête de brosse et égouttez-la bien pour éliminer l'excès d'eau.

**Avertissement : Ne mettez pas le capuchon de voyage sur la tête de brosse pendant l'assainissement.**



- 2 Insérez un doigt dans le logement du compartiment, en haut de l'assainisseur, puis tirez pour ouvrir.



- 3 Placez la tête de brosse sur l'une des 2 chevilles à l'intérieur de l'assainisseur en vous assurant que les poils sont orientés vers l'ampoule UV.

Remarque : Nettoyez uniquement les têtes de brosse à clipser Philips Sonicare dans l'assainisseur.

- 4 Veillez à ce que l'assainisseur soit branché sur une prise sous tension d'un voltage approprié.
- 5 Fermez le compartiment et appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt vert pour sélectionner le cycle de nettoyage UV.

Remarque : Vous ne pouvez mettre en marche l'assainisseur que si le compartiment est correctement fermé.

Remarque : L'assainisseur s'arrête si vous ouvrez le compartiment pendant un cycle d'assainissement.


Remarque : Le cycle de l'assainisseur dure 10 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement ensuite.

- L'assainisseur est en cours de fonctionnement lorsque le voyant au niveau de la fenêtre est allumé.

## Nettoyage

**Avertissement : Ne lavez jamais la tête de brosse, le manche, le chargeur de voyage ou l'assainisseur UV au lave-vaisselle.**

## Manche de la brosse à dents




- 1 Retirez la tête de brosse et rincez la zone de la tige en métal avec de l'eau tiède. Veillez à éliminer tous les résidus de dentifrice.

**Attention : Ne poussez pas sur le joint d'étanchéité en caoutchouc de la tige en métal avec un objet pointu, car vous pourriez l'endommager.**

- 2 Nettoyez tout le manche à l'aide d'un chiffon humide.

## Tête de brosse



- 1 Rincez la tête de brosse et les poils après chaque utilisation.
- 2 Retirez la tête de brosse du manche et rincez la base de la tête de brosse à l'eau chaude au moins une fois par semaine.

## Chargeur

- 1 Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
- 2 Nettoyez la surface du chargeur à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à éliminer toute trace de dentifrice ou autres résidus des surfaces du chargeur.

## Assainisseur UV (certains modèles seulement)

**Avertissement : Ne plongez pas l'assainisseur dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.**

**Avertissement : Ne nettoyez pas l'assainisseur lorsque l'ampoule UV est chaude.**

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de nettoyer l'assainisseur une fois par semaine.

- 1 Débranchez l'assainisseur.
- 2 Retirez le plateau égouttoir. Rincez le plateau et essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide.
- 3 Nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
- 4 Retirez l'écran protecteur devant l'ampoule UV.

Pour retirer l'écran, saisissez les bords situés près des fermoirs, appuyez légèrement et tirez.

- 5 Retirez l'ampoule UV.

Pour retirer l'ampoule UV, saisissez-la et tirez-la hors de l'attache métallique.

- 6 Nettoyez l'écran protecteur et l'ampoule UV avec un chiffon humide.
- 7 Remettez l'ampoule UV en place.

Pour remettre l'ampoule UV en place, alignez la partie inférieure de l'ampoule avec l'attache métallique et poussez l'ampoule à l'intérieur de l'attache.

- 8 Remettez l'écran protecteur en place.

Pour remettre l'écran en place, alignez les taquets de fixation de l'écran avec les fentes de la surface du réflecteur située près de l'ampoule UV. Appuyez sur l'écran de sorte qu'il s'enclenche dans les fentes de l'assainisseur.

## Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période, débranchez-le, nettoyez-le (voir le chapitre « Nettoyage ») et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous pouvez utiliser le range-cordon intégré pour ranger correctement le cordon de l'assainisseur UV.

## Remplacement

### Tête de brosse

- Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez les têtes de brosse Philips Sonicare au moins tous les 3 mois.

Remarque : L'application Sonicare indique quand il est temps de remplacer la tête de brosse. (Voir la section Aide dans l'application)

- Utilisez uniquement des têtes de brosse de rechange Philips Sonicare.

### Ampoule UV

- Des ampoules UV de rechange sont disponibles via votre Service Consommateurs Philips Sonicare. En Amérique du Nord, appelez le 1-800-682-7664. En dehors de l'Amérique du Nord, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

## Mise au rebut



- Cet appareil contient une pile rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler le 1-800-8-BATTERY ou visiter le site **www.rbrc.com** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou appelez le numéro gratuit 1-800-243-3050.



## Retrait de la pile rechargeable


### **Avertissement : VEUILLEZ NOTER QUE CE PROCESSUS EST IRRÉVERSIBLE.**

- Pour retirer la batterie rechargeable, munissez-vous d'un tournevis à tête plate (standard). Respectez les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous suivez la procédure ci-dessous. Veillez à protéger vos yeux, vos mains et vos doigts, ainsi que la surface sur laquelle vous travaillez.

- 1 Pour décharger la batterie rechargeable, retirez le manche du chargeur ou de l'assainisseur, allumez la Philips Sonicare et laissez-la fonctionner jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Répétez cette opération jusqu'à ce que la Philips Sonicare ne s'allume plus.
- 2 Insérez un tournevis dans la fente située en bas du manche. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le couvercle inférieur.



- 3 Tenez le manche sens dessus dessous et poussez sur la tige pour libérer les composants internes du manche.



- 4 Insérez le tournevis sous le circuit imprimé, à proximité des connexions de la batterie, et tournez pour rompre ces connexions. Retirez le circuit imprimé et séparez la batterie du boîtier en plastique.

La batterie rechargeable peut maintenant être recyclée et le reste du produit peut être mis au rebut.

## Garantie et assistance

Philips garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. À sa discrétion, Philips réparera tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre ou remplacera tout appareil défectueux si une preuve d'achat peut être présentée durant la période de garantie. Pour des performances optimales, Philips recommande d'utiliser exclusivement des têtes de brosse Sonicare. L'utilisation d'autres têtes de brosse peut endommager votre brosse à dents Sonicare et limiter votre protection sous garantie. Si vous êtes en Amérique du Nord, appelez le centre de service à la clientèle au 1-800-682-7664. Sinon, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Sites Web : **[www.sonicare.com](http://www.sonicare.com)** (Amérique du Nord) ou **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** (autres pays).

## EXCLUSIONS DE GARANTIE

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

- Les têtes de brosse.
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou les têtes de brosse non autorisées.

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- L'usure normale, incluant les ébréchures, les égratignures, les abrasions, la décoloration ou l'affadissement des couleurs.
- Ampoule UV.

## **GARANTIES IMPLICITES**

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES RESTRICTIONS DE DURÉE RELATIVES AUX GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

## **RESTRICTION DES RECOURS**

NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, D'UNE FAUTE DÉLICTEUELLE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, UNE PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENU, UNE PERTE DE PROFIT, UNE INTERRUPTION D'UTILISATION, LES REVENDICATIONS DE TIERS, Y COMPRIS,

SANS S'Y LIMITER, LES DENTISTES ET  
HYGIÉNISTES DENTAIRES, AINSI QUE LE COÛT  
D'ÉQUIPEMENT  
OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT. CERTAINS  
ÉTATS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION  
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES  
ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS  
OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT  
PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.





[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.  
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.  
Sonicare and the Sonicare logo are trademarks  
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé

4235.021.2269.1