


PHILIPS


FS1000

AirFloss Ultra



PHILIPS
sonicare





English 6
Deutsch 25
Español 47
Français 67
Italiano 88
Nederlands 108
Português 128
Ελληνικά 148

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Use AirFloss Ultra with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss Ultra helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.

- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- The AirFloss Ultra and Fill & Charge station needs to be cleaned on a regular basis to assure proper function and to minimize build up of unwanted biofilm. (see 'Cleaning')
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)


This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Your Philips AirFloss Ultra and Fill & Charge station (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir door
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Eject button
- 9 Removable handle cup
- 10 Removable reservoir
- 11 Reservoir lid

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

Charging



- 1 Plug the charger into an electrical outlet.




- 2 Place the AirFloss handle into the Fill & Charge station cup, with the AirFloss reservoir door facing toward the Fill & Charge station. Make sure the handle is fully inserted into the handle cup such that the holes in the handle reservoir door align with ports in the Fill & Charge station post.

Note 1: The AirFloss will only charge if placed in the direction indicated above.

Note 2: The Fill & Charge station can charge other Philips Sonicare devices, including the following Philips Sonicare Rechargeable Power Toothbrushes: 3-Series, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ and EasyClean.

Getting started

Before first use, plug in Fill & Charge station and place handle in handle cup to charge for 24 hours.



- 1 Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.



- 2 Remove the reservoir lid and fill the reservoir. For optimal results with your AirFloss, we recommend you use an antimicrobial mouth rinse (such as Philips Sonicare BreathRx).


Note: Recommended to not use with water.

Note: Fill the reservoir only up to the MAX indication.

12 English



- 3 Place the reservoir lid on the reservoir.



- 4 Place the reservoir on the base.

Note: The Fill & Charge station reservoir holds enough liquid for approximately 23 fillings of your AirFloss Ultra or 40 fillings of your original AirFloss.

Note: Do not use with mouthwash containing isopropyl myristate (e.g. Dental Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the product. This includes all mouthwash sold in glass or ceramic packaging. Also, do not use with mouthwashes containing hydrogen peroxide, or rinses sold with opaque packaging.

Using your Fill & Charge station




- 1 Lock the AirFloss handle and handle cup into the Fill & Charge station (click). When you hear a click, the AirFloss is fully engaged and will start to fill automatically (you may be able to hear the pump fill and/or see bubbles indicating filling).

Note: The Fill & Charge station fills your AirFloss handle in 10 seconds.




- 2 Once filled, press the eject button to release the AirFloss handle and the handle cup (if the eject button is pressed before the pump stops, the pump shuts off automatically but your AirFloss handle reservoir may not be full).




- 3 Remove the AirFloss handle and begin using your AirFloss.
- 4 In order to minimize time for your daily oral care routine, we suggest you refill your AirFloss handle immediately after use so that it is ready immediately for the following day's routine.


Using your AirFloss Ultra



- 1 Make sure the AirFloss is turned on. If it is off, press and release the power/mode button to turn on the product.
 - You can change the modes to have the desired number of bursts each time you press the activation button. For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.
 - To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:
 - Single burst: 1 LED



Double burst: 2 LEDs



14 English



Triple burst: 3 LEDs

Note: The AirFloss remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.



- 1 Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing.



- 2 Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash between the teeth.

- 3 Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.

- 4 Continue until you have sprayed from in front of and behind all spaces of the teeth, including behind your back teeth.

- 5 To turn off AirFloss, press and hold the power/mode button for one second.



Note: Refill the handle reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.


Automatic shut-off function

The AirFloss automatically turns off if it has not been used for one minute.


Charger insertion and removal instructions

Your Fill & Charge station charger can be removed and used separately as a standalone charger for your AirFloss and many other Philips Sonicare toothbrush handles.

To remove the charger




- 1 Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.
- 2 Place the Fill & Charge station base upside down or on its side.



- 3 Pull the charger cord from the bottom of the base and pull the charger out.


To insert the charger



- 1 Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.
- 2 Place the Fill & Charge station base upside down or on its side.



- 3 Insert the charger base from the bottom of the Fill & Charge station, with the charger peg sticking up. You will hear a click sound once it is fully engaged.



- 4 Use the cord wrap around the Fill & Charge station to your desired length.

Fill & Charge station features

- 1 Auto-fill that begins immediately upon handle engagement
- 2 Quick-fill that fills your AirFloss handle reservoir completely in just 10 seconds
- 3 Removable reservoir for easy filling and cleaning
- 4 Reservoir lid to ensure no contamination of reservoir fluid
- 5 Removable handle cup for easy cleaning
- 6 Removable travel charger (pre-installed) to allow for on-the-go use of your AirFloss while away from home longer than 2 weeks
- 7 Cord wrap for customization to your bathroom storage needs

Cleaning

Fill & Charge station and handle

The product needs to be cleaned regularly as follows:

- When using mouthwash in the device, clean it every 4 weeks.
- When using water in the device, clean it every week.

Clean the device as follows:



- 1 Empty mouthwash from Fill & Charge station reservoir and handle reservoir.



- 2 Fill the station reservoir with warm water.



- 3 Place handle in handle cup and engage with Fill & Charge station; letting the station fill the handle until the motor stops (10 seconds).



- 4 Eject the AirFloss handle and handle cup from the Fill & Charge station, but do not remove the AirFloss handle from handle cup. Re-engage AirFloss handle and handle cup to run the Fill & Charge station a second time.

- 5 Repeat this once more for a total of three fill cycles.



- 6 Eject the handle cup and remove the AirFloss handle from the handle cup. Press and hold the activation button to flush the handle until the handle reservoir is empty.

- 7 Empty water from the Fill & Charge station reservoir.


8 Place the AirFloss handle in the handle cup and engage the handle cup to the Fill & Charge station, running one more cycle and purging any remaining fluid in between the reservoir and the handle in the Fill & Charge station.



9 Eject the AirFloss handle and the handle cup, remove the AirFloss handle from the handle cup, open the door of the AirFloss handle to dump out remaining water, or press the activation button on the handle to spray any residual water from the AirFloss nozzle until the handle reservoir is empty.

10 The handle cup of the Fill & Charge station can be easily removed in order to clean your Fill & Charge station:


a Remove the reservoir from the Fill & Charge station base.




b Eject the AirFloss handle and handle cup and remove the AirFloss handle from the handle cup.



c To remove the handle cup: pinch the bottom of the handle cup (using both hands) from the front and back. Clean the handle cup with warm water.





- d To insert the handle cup: slide the handle cup into the base. You will hear a click once it is engaged.



- 11** Empty and dry Fill & Charge station reservoir.



- 12** Fill the Fill & Charge station reservoir with new mouthrinse, place the handle in the handle cup and engage with the Fill & Charge station to fill the handle reservoir.

- 13** Your AirFloss is now ready to use.


Handle and nozzle

If you want to clean your AirFloss handle between Fill & Charge station cleanings, for example, if your AirFloss becomes clogged, fill the handle reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Note: Do not clean the nozzle, handle, the Fill & Charge station, handle cup, removable reservoir, reservoir lid or charger in the dishwasher.

Note: Do not use cleaning agents to clean the product. The formulation or strength of some cleaning agents may damage the AirFloss.

20 English



- 1 Remove the nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use.




- 2 Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue.

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.



- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Storage

If you are not going to use the Fill & Charge station for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap to store the power cord in an organized manner.

The charger can be removed from the Fill & Charge station and can be used separately to charge your AirFloss or other compatible Philips Sonicare devices.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery


Fill & Charge station

Please note that this process is not reversible.

To remove the battery, you need a Philips-Head screwdriver and scissors. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1 Unplug the device.
- 2 Remove the AirFloss handle, reservoir, and charger from the Fill & Charge station.

22 English



- 3 Using a Phillips-head screwdriver, remove the 2 screws shown in the image. Also remove the 2 screws beneath the rubber feet.



- 4 Remove the screws and plastic bottom of the Fill & Charge station.




- 5 Cut the wires to separate the rechargeable batteries from the appliance.
- 6 Dispose of the batteries properly.

AirFloss handle

Please note that this process is not reversible.



- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air.




- 2 Remove the AirFloss nozzle from the handle.

- 3** Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom.




- 4** Snap the handle into two parts.


Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.




- 5** Remove the bottom half of the handle.



- 6** Cut all 6 wires on the internal component with scissors.



- 7** Completely pull apart the internal component from the top part of the handle.





- 8** The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Verwenden Sie den AirFloss Ultra mit Ihrem bevorzugten Mundwasser für Ihre tägliche Mundpflege. Zusätzlich zum Zähneputzen hilft der AirFloss Ultra Ihnen, Zahnbelag zwischen den Zähnen zu reduzieren und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie das Ladegerät von Wasser fern. Stellen Sie es nicht über oder direkt bei einer mit Wasser gefüllten Badewanne bzw. einem Waschbecken ab. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass das Ladegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.

Warnhinweis

- Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Ist das Netzkabel beschädigt, müssen Sie das Ladegerät entsorgen.
- Tauschen Sie das Ladegerät immer durch ein Original-Ersatzgerät aus, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das Ladegerät HX6100, das im Lieferumfang Ihres AirFloss Ultra enthalten war, um den Akku aufzuladen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (Düse, Handstück und/oder Ladegerät des AirFloss Ultra).
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Service-Center in Ihrem Land (siehe 'Garantie und Kundendienst').
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Achtung

- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn kürzlich ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder Ihrem Zahnfleisch vorgenommen wurde, wenn Sie dauerhaft Probleme mit den Zähnen haben, wenn in den vergangenen 2 Monaten eine umfangreiche Zahnbehandlung durchgeführt wurde oder wenn Sie Probleme mit Füllungen, Kronen usw. vermuten.

- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn nach Benutzung dieses Geräts übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt oder Zahnfleischbluten länger als vier Wochen anhält.
- Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung dieses Geräts Ihren Arzt.
- Dieses Philips Gerät erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenden Sie sich als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts.
- Benutzen Sie nur die vom Hersteller für diese Zahnbürste empfohlenen Aufsätze.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Düsen spitze aus.
- Um Verletzungen zu vermeiden, füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser. Geben Sie keine Fremdkörper in den Wasserbehälter.

- Verwenden Sie den AirFloss Ultra nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen, vorgesehenen Zweck.
- Um Verletzungen zu vermeiden, richten Sie den Wasserstrahl nicht unter die Zunge oder in Ohren, Nase, Augen oder andere empfindliche Bereiche.
- Der AirFloss Ultra und die Füll- und Ladestation müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen und die Bildung von unerwünschtem Biofilm gering zu halten. (siehe 'Reinigung')
- Reinigen Sie die Düse des AirFloss Ultra, das Handstück, das Ladegerät, den Wasserbehälter und dessen Abdeckung nicht in der Spülmaschine oder Mikrowelle.
- Füllen Sie keinen Isopropylalkohol oder andere Reinigungsflüssigkeiten in den Wasserbehälter, um die versehentliche Aufnahme dieser Substanzen zu verhindern.

- Der AirFloss Ultra ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik geeignet.

Elektromagnetische Felder


Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Der Philips AirFloss Ultra und die Füll- und Ladestation (Abb. 1)

- 1 Düsenspitze
- 2 AirFloss Ultra-Düse
- 3 Aktivierungstaste
- 4 Wasserbehälter und Klappe des Wasserbehälters
- 5 Griff
- 6 Anzeigen für Lade- und Aktivierungsmodus
 - Ein Stoß: 1 LED
 - Zwei Stöße: 2 LEDs
 - Drei Stöße: 3 LEDs
- 7 Ein-/Aus-/Modustaste
- 8 Auswerfentaste
- 9 Abnehmbarer Handstückbehälter
- 10 Abnehmbarer Behälter
- 11 Behälterdeckel

Hinweis: Abhängig vom gekauften Modell kann der Packungsinhalt variieren.

Laden



- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an.



- 2 Stellen Sie das AirFloss-Handstück in die Vertiefung der Füll- und Ladestation. Dabei ist die Klappe des AirFloss-Behälters der Füll- und Ladestation zugewandt. Stellen Sie sicher, dass das Handstück vollständig im Handstückbehälter eingesetzt ist und sich die Klappenöffnungen des Handstück-Behälters auf gleicher Höhe wie die Schnittstellen an der Füll- und Ladestation befinden.


Hinweis 1: Der AirFloss wird nur aufgeladen, wenn er in der oben angegebenen Richtung positioniert ist.

Hinweis 2: Die Füll- und Ladestation kann auch andere Philips Sonicare-Geräte aufladen, darunter die folgenden wiederaufladbaren elektrischen Philips Sonicare-Zahnbürsten: Serie 3, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ und EasyClean.

Vorbereitungen

Stecken Sie die Füll- und Ladestation vor dem ersten Gebrauch in die Steckdose und setzen Sie das Handstück für 24 Stunden in den Handstückbehälter, damit er aufgeladen wird.

32 Deutsch



- 1 Nehmen Sie den Behälter von der Basis der Füll- und Ladestation.




- 2 Nehmen Sie den Behälterdeckel ab und füllen Sie den Behälter. Für optimale Ergebnisse mit dem AirFloss wird empfohlen, eine antimikrobielle Mundspülung (z. B. Philips Sonicare BreathRx) zu verwenden.

Hinweis: Es wird empfohlen, kein Wasser zu verwenden.

Hinweis: Füllen Sie den Behälter bis zur MAX-Markierung.



- 3 Setzen Sie den Behälterdeckel auf den Behälter.



- 4 Setzen Sie den Behälter auf die Basis.

Hinweis: Der Behälter der Füll- und Ladestation kann ausreichend Flüssigkeit für ca. 23 Füllungen des AirFloss Ultra oder 40 Füllungen des Original-AirFloss aufnehmen.

Hinweis: Verwenden Sie kein Mundwasser, das Isopropylmyristat (z. B. Dentyl Active) oder hohe Konzentrationen ätherischer Öle enthält, da dies das Produkt beschädigen kann. Dazu gehören alle Mundwasser, die in Glas- oder Keramikbehältern verkauft werden. Verwenden Sie außerdem kein Mundwasser mit Wasserstoffperoxid und keine Spülungen, die in einer undurchsichtigen Verpackung geliefert werden.

Die Füll- und Ladestation verwenden



- 1 Befestigen Sie das AirFloss-Handstück und den Handstückbehälter an der Füll- und Ladestation (hörbares Einrasten). Sobald Sie das Einrastgeräusch hören, ist das AirFloss-Handstück vollständig eingesetzt und wird automatisch gefüllt (möglicherweise können Sie hören, wie die Pumpe füllt und/oder Bläschen sehen, die auf den Pumpvorgang hinweisen).

Hinweis: Die Füll- und Ladestation füllt das AirFloss-Handstück in 10 Sekunden auf.




- 2 Sobald der Behälter gefüllt ist, betätigen Sie die Auswurf-taste, um das AirFloss-Handstück und den Handstückbehälter zu lösen (wenn Sie die Auswurf-taste betätigen, bevor der Pumpvorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die Pumpe automatisch ab, aber der Behälter des AirFloss-Handstücks ist möglicherweise nicht gefüllt).



- 3 Nehmen Sie das AirFloss-Handstück ab und beginnen Sie mit der Verwendung des AirFloss.
- 4 Um die Zeit für Ihre tägliche Mundpflege zu minimieren, wird empfohlen, das AirFloss-Handstück sofort nach dem Gebrauch nachzufüllen, sodass es für den Einsatz am nächsten Tag bereit ist.


Verwenden des AirFloss Ultra




- 1 Vergewissern Sie sich, dass der AirFloss eingeschaltet ist. Ist er ausgeschaltet, drücken Sie die Ein-/Aus-/Modustaste, um das Produkt einzuschalten.

- Sie können den Modus einstellen, sodass Sie beim Drücken der Aktivierungstaste jeweils die gewünschte Anzahl an Druckluftstößen erhalten. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse den Modus für drei Stöße (Standardeinstellung) an der Außenseite und der Innenseite der Zähne.
- Um den Modus zu ändern, drücken Sie die Ein-/Aus-/Modustaste, um durch die Modi zu blättern, bis Sie Ihren gewünschten Modus erreicht haben. Die LEDs zeigen den ausgewählten Modus an:

Ein Stoß: 1 LED



Zwei Stöße: 2 LEDs



Drei Stöße: 3 LEDs



Hinweis: Der AirFloss speichert den zuletzt ausgewählten Modus und verwendet diesen beim nächsten Mal erneut. Wenn der Akku Ihres AirFloss Ultra vollständig entleert wird, wird das Gerät nach dem Aufladen auf den Standardmodus (drei Druckluftstöße) zurückgesetzt.



- 1 Platzieren Sie die Düsenspitze zwischen zwei Zähnen an Ihrem Zahnfleischrand. Schließen Sie Ihre Lippen leicht über der Düse, sobald diese an der richtigen Stelle ist, um ein Spritzen zu vermeiden.



- 2 Drücken Sie die Aktivierungstaste, um 1 bis 3 Druckluftstöße (je nach ausgewähltem Modus) aus Luft und kleinsten Mundwassertröpfchen zwischen die Zähne zu richten.
- 3 Schieben Sie die Düsenspitze entlang des Zahnfleischrands, bis Sie spüren, dass sie zwischen den nächsten zwei Zähnen liegt.



- 4 Fahren Sie fort, bis Sie alle Zahnzwischenräume von vorne und hinten gereinigt haben, auch hinter den Backenzähnen.
- 5 Zum Ausschalten des AirFloss halten Sie die Ein-/Aus-/Modustaste eine Sekunde lang gedrückt.

Hinweis: Füllen Sie den Handstückbehälter nach Bedarf auf.

Autoburst-Funktion

Halten Sie die Aktivierungstaste etwa eine Sekunde zwischen zwei Druckluftstößen gedrückt, und es wird kontinuierlich ein Druckluftstoß ausgelöst.

Automatische Endabschaltung


Der AirFloss schaltet sich automatisch aus, wenn er eine Minute lang nicht verwendet wurde.

Anweisungen zum Einsetzen und Abnehmen des Ladegeräts


Das Ladegerät der Füll- und Ladestation kann entfernt und getrennt als eigenständiges

Ladegerät für den AirFloss und viele andere Philips Sonicare-Zahnbürstenhandstücke verwendet werden.

So entfernen Sie das Ladegerät:




- 1 Nehmen Sie den Behälter von der Basis der Füll- und Ladestation.
- 2 Drehen Sie die Füll- und Ladestation um oder auf die Seite.




- 3 Ziehen Sie das Ladekabel von der Unterseite der Basis ab und ziehen Sie das Ladegerät heraus.


So setzen Sie das Ladegerät ein:



- 1 Nehmen Sie den Behälter von der Basis der Füll- und Ladestation.
- 2 Drehen Sie die Füll- und Ladestation um oder auf die Seite.



- 3 Setzen Sie die Basis des Ladegeräts von der Unterseite der Füll- und Ladestation ein, sodass der Ladestift nach oben weist. Beim vollständigen Einsetzen rastet es hörbar ein.



- 4 Sie können mithilfe der Kabelaufwicklung für die Füll- und Ladestation die gewünschte Kabellänge erreichen.

Merkmale der Füll- und Ladestation

- 1 Automatische Befüllung, die sofort nach dem Einsetzen des Handstücks beginnt
- 2 Schnellbefüllung, die das AirFloss-Handstück in nur 10 Sekunden vollständig füllt
- 3 Abnehmbarer Behälter für einfaches Füllen und Reinigen
- 4 Behälterdeckel zum Sicherstellen, dass die Flüssigkeit im Behälter nicht verunreinigt wird
- 5 Abnehmbarer Handstückbehälter für einfache Reinigung
- 6 Abnehmbares Reiseladegerät (vorinstalliert), damit Sie Ihren AirFloss unterwegs verwenden können, wenn Sie länger als zwei Wochen auf Reisen sind
- 7 Kabelaufwicklung zum Anpassen an Ihre Aufbewahrungsbedingungen im Bad

Reinigung


Füll- und Ladestation und Handstück

Das Produkt muss wie nachstehend beschrieben regelmäßig gereinigt werden:

- Reinigen Sie das Gerät alle 4 Wochen, wenn Sie darin Mundspülung verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät jede Woche, wenn Sie darin Wasser verwenden.

Reinigen Sie das Gerät wie folgt:

- 1 Gießen Sie das Mundwasser aus dem Behälter der Füll- und Ladestation und dem Handstückbehälter aus.





- 2** Füllen Sie den Behälter der Station mit warmem Wasser.



- 3** Setzen Sie das Handstück in den Handstückbehälter und setzen Sie beides in die Füll- und Ladestation ein. Die Station befüllt das Handstück, bis der Motor anhält (10 Sekunden).



- 4** Nehmen Sie das AirFloss-Handstück und den Handstückbehälter von der Füll- und Ladestation ab, entfernen Sie jedoch nicht das AirFloss-Handstück vom Handstückbehälter. Befestigen Sie das AirFloss-Handstück und den Handstückbehälter wieder, um die Füll- und Ladestation ein zweites Mal zu durchlaufen.
- 5** Wiederholen Sie diesen Vorgang ein weiteres Mal, sodass drei Füllzyklen durchgeführt wurden.



- 6** Nehmen Sie den Handstückbehälter ab und entfernen Sie das AirFloss-Handstück vom Handstückbehälter. Halten Sie die Aktivierungstaste gedrückt, um das Handstück zu leeren, bis der Handstückbehälter vollständig leer ist.
- 7** Entleeren Sie das Wasser aus dem Behälter der Füll- und Ladestation.


- 8** Setzen Sie das AirFloss-Handstück in den Handstückbehälter und befestigen Sie den Handstückbehälter an der Füll- und Ladestation. Durchlaufen Sie dann einen weiteren Zyklus und gießen Sie etwaige verbleibende Flüssigkeit zwischen dem Behälter und dem Handstück in der Füll- und Ladestation aus.



- 9** Nehmen Sie das AirFloss-Handstück und den Handstückbehälter ab, entfernen Sie das AirFloss-Handstück vom Handstückbehälter, öffnen Sie die Klappe des AirFloss-Handstücks, um verbleibendes Wasser auszugießen, oder drücken Sie die Aktivierungstaste am Handstück, um Restwasser aus der AirFloss-Düse zu versprühen, bis der Handstückbehälter leer ist.



- 10** Der Handstückbehälter der Füll- und Ladestation kann einfach entfernt werden, um die Füll- und Ladestation zu reinigen:

a Nehmen Sie den Behälter von der Basis der Füll- und Ladestation.



b Nehmen Sie das AirFloss-Handstück und den Handstückbehälter ab und entfernen Sie das AirFloss-Handstück vom Handstückbehälter.





- c So entfernen Sie den Handstückbehälter:
Drücken Sie die Unterseite des Handstückbehälters mit beiden Händen zusammen, bis er sich vorne und hinten von der Basis löst. Reinigen Sie den Handstückbehälter mit warmem Wasser.
- d So setzen Sie den Handstückbehälter ein:
Schieben Sie den Handstückbehälter in die Basis. Bei richtigem Einsetzen rastet er hörbar ein.

11 Entleeren Sie den Behälter der Füll- und Ladestation und trocknen Sie ihn.

12 Füllen Sie den Behälter der Füll- und Ladestation mit neuer Mundspülung, setzen Sie das Handstück in den Handstückbehälter und setzen Sie beides in die Füll- und Ladestation ein, um den Handstückbehälter zu füllen.


13 Der AirFloss kann nun verwendet werden.

Handstück und Düse

Wenn Sie den Handgriff der AirFloss zwischen den Reinigungen an der Füll- und Ladestation reinigen möchten, etwa weil die AirFloss verstopft ist, füllen Sie den Wasserbehälter des Handgriffs mit warmem Wasser, und drücken Sie die Aktivierungstaste, bis der Behälter leer ist.

Hinweis: Reinigen Sie die Düse, das Handstück, die Füll- und Ladestation, den Handstückbehälter, den abnehmbaren Behälter, den Behälterdeckel und das Ladegerät nicht in der Spülmaschine.

Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. Die Zusammensetzung oder Stärke einiger Reinigungsmittel kann den AirFloss beschädigen.



- 1 Entfernen Sie die Düse vom Handstück. Spülen Sie die Düse nach jeder Verwendung.




- 2 Öffnen Sie den Wasserbehälter, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab, um Rückstände zu beseitigen.

Tip: Sie können auch ein Wattestäbchen verwenden, um den Wasserbehälter zu reinigen und Rückstände zu beseitigen.

Hinweis: Tauchen Sie das Handstück nicht in Wasser.

Hinweis: Wenn Rückstände nicht aus der Düse oder dem Wasserbehälter entfernt werden, hat das einen unhygienischen Zustand des Geräts zur Folge.



- 3 Wischen Sie das gesamte Handstück mit einem feuchten Tuch ab.

Aufbewahrung

Wenn Sie die Füll- und Ladestation über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie sie aus der Steckdose, reinigen Sie sie und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Mithilfe der

Kabelaufwicklung können Sie das Netzkabel ordentlich verstauen.

Das Ladegerät kann von der Füll- und Ladestation entfernt und getrennt als eigenständiges Ladegerät zum Laden des AirFloss oder anderer kompatibler Philips Sonicare-Geräte verwendet werden.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Wir empfehlen dringend, das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center abzugeben, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten, Akkus und Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Den Akku entfernen



Füll- und Ladestation

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

Zum Entfernen des Akkus benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und eine Schere. Beachten Sie grundlegende

Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie die unten angeführten Schritte ausführen. Schützen Sie Ihre Augen, Hände und Finger sowie die Oberfläche, auf der Sie arbeiten.

- 1 Ziehen Sie das Gerät ab.
- 2 Nehmen Sie das AirFloss-Handstück, den Behälter und das Ladegerät von der Füll- und Ladestation ab.
- 3 Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden abgebildeten Schrauben. Entfernen Sie auch die beiden Schrauben unter den Gummifüßen.
- 4 Entfernen Sie die Schrauben und die Kunststoffunterseite der Füll- und Ladestation.



- 5 Schneiden Sie die Drähte durch, um den Akku vom Gerät zu trennen.
- 6 Entsorgen Sie die Akkus ordnungsgemäß.


AirFloss-Handstück

Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

44 Deutsch



- 1 Um den Akku komplett zu entladen, drücken Sie wiederholt die Aktivierungstaste, bis der AirFloss keine Luft mehr ausstößt.



- 2 Nehmen Sie die AirFloss-Düse vom Handstück ab.




- 3 Halten Sie das Handstück mit einer Hand oben und einer Hand unten fest.




- 4 Brechen Sie das Handstücke in zwei Teile.


Hinweis: Dieser Schritt muss mit viel Kraft durchgeführt werden. Die obere und untere Hälfte des Handstücks sollten sich voneinander trennen, wenn Sie das Handstück zerbrochen haben.



- 5 Entfernen Sie die untere Hälfte des Handstücks.



- 6** Schneiden Sie alle 6 Kabel der internen Komponente mit einer Schere durch.



- 7** Ziehen Sie die interne Komponente vollständig vom oberen Teil des Handstücks ab.



- 8** Der Akku befindet sich in der oberen Hälfte des Griffs. Entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß (nicht im Hausmüll).

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die folgenden Geräteteile/Schäden unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie:

- AirFloss Ultra-Düse
- Schäden, die durch den Gebrauch von nicht zugelassenen Ersatzteilen verursacht werden.
- Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte.

46 Deutsch

- Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Entfärbungen und Verblässen.

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Utilice AirFloss Ultra con su enjuague bucal favorito como parte de la rutina diaria de cuidado bucal. Además del cepillado, AirFloss Ultra ayuda a reducir la placa interdental para ayudarle a mejorar la salud de las encías.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consévelo por si necesitase consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el cargador alejado del agua. No coloque ni guarde el cargador cerca o sobre el agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. No sumerja el cargador en agua ni en otros líquidos. Después de limpiarlo, asegúrese de que el cargador esté completamente seco antes de enchufarlo a la red eléctrica.

Advertencia

- El cable de alimentación no se puede sustituir. Deseche el aparato si el cable de alimentación está dañado.

- Sustituya siempre el cargador por otros del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Utilice solo el modelo de cargador HX6100 que se suministra con AirFloss Ultra para recargar la batería.
- Deje de utilizar el aparato si presenta algún daño (en la boquilla, en el mango o en el cargador del AirFloss Ultra).
- Este producto contiene piezas que no se pueden reparar. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país (consulte el capítulo "Garantía y asistencia").
- No utilice el cargador al aire libre ni cerca de superficies calientes.

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y cuenten con supervisión.

Precaución

- Antes de utilizar este producto, consulte a su dentista si se ha sometido recientemente a cirugía oral o en las encías, si padece alguna enfermedad dental, si se ha sometido a intervenciones dentales en los dos (2) meses anteriores, o si sospecha que tiene algún problema con los trabajos dentales que le han practicado (empastes, coronas, etc.).

- Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo después de usar este aparato, o si el sangrado continúa produciéndose después de 4 semanas de uso.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- Este producto de Philips cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de utilizar este producto.
- No utilice otros accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- No aplique una presión excesiva en la punta de la boquilla.
- Para evitar lesiones físicas, no llene el depósito con agua caliente. No coloque objetos extraños en el depósito.
- Utilice el AirFloss Ultra solo para el uso al que está destinado, tal y como se describe en este manual de usuario.

- Para evitar lesiones físicas, no dirija el pulverizador debajo de la lengua ni en la oreja, la nariz, los ojos u otras zonas sensibles.
- El AirFloss Ultra y el centro de carga y llenado deben de limpiarse con regularidad para garantizar un funcionamiento correcto y minimizar la acumulación no deseada de biofilm. (consulte 'Limpieza')
- No lave la boquilla del AirFloss Ultra, el mango, el cargador, el depósito de agua ni su cubierta en el lavavajillas. No introduzca estas piezas en el microondas.
- Para evitar riesgos de ingestión, no ponga alcohol isopropílico ni otros líquidos de limpieza en el depósito.
- El AirFloss Ultra es un dispositivo de higiene personal y no se ha diseñado para su uso con pacientes en la práctica clínica o instituciones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Philips AirFloss Ultra y centro de carga y llenado (Fig. 1)

- 1 Punta de la boquilla
- 2 Boquilla de AirFloss Ultra
- 3 Botón de activación
- 4 Depósito y cierre del depósito
- 5 Mango
- 6 Indicadores de carga y modo de ráfaga
 - Una sola ráfaga: 1 LED
 - Doble ráfaga: 2 LED
 - Triple ráfaga: 3 LED
- 7 Botón de encendido/modo
- 8 Botón de expulsión
- 9 Depósito del mango extraíble
- 10 Depósito extraíble
- 11 Tapa del depósito

Nota: El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera.

Carga



- 1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.




- 2 Coloque el mango del AirFloss en el depósito del centro de carga y llenado, con la tapa del depósito del AirFloss orientada hacia el centro de carga y llenado. Asegúrese de que el mango esté totalmente insertado en el depósito del mango, de modo que los orificios de la tapa del depósito del mango estén alineados con los puertos del centro de carga y llenado.

Nota 1: El AirFloss solamente se cargará si está colocado en la dirección indicada anteriormente.

Nota 2: El centro de carga y llenado puede cargar otros dispositivos Sonicare de Philips, como los siguientes cepillos de dientes recargables Sonicare de Philips: Serie 3, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ o EasyClean.

Antes de empezar

Antes del primer uso, enchufe el centro de carga y llenado y coloque el mango en su depósito para cargarlo durante 24 horas.



- 1 Retire el depósito de la base del centro de carga y llenado.




- 2 Retire la tapa del depósito y llene el depósito. Para obtener los mejores resultados con su AirFloss, le recomendamos que utilice un enjuague bucal antimicrobiano (por ejemplo, Philips Sonicare BreathRx).

Nota: Se recomienda no utilizarlo con agua.

Nota: Llene el depósito solamente hasta la indicación MAX.



- 3 Coloque la tapa en el depósito.



- 4 Coloque el depósito en la base.

Nota: El depósito del centro de carga y llenado contiene líquido suficiente para aproximadamente 23 llenados del AirFloss Ultra o 40 llenados del AirFloss original.

Nota: No utilice enjuagues bucales que contengan miristato de isopropilo (p. ej., Dental Active) o una alta concentración de aceites esenciales, ya que podrían dañar el producto. Esto incluye todos los enjuagues bucales que se venden en envases de cristal o cerámica. No use tampoco enjuagues bucales que contengan peróxido de hidrógeno ni los enjuagues que se venden en envases opacos.

Uso del centro de carga y llenado




- 1 Bloquee el mango del AirFloss y el depósito del mango del centro de carga y llenado (oírás un clic). Cuando oiga un clic, el AirFloss estará insertado por completo y empezará a llenarse automáticamente (puede que oiga el llenado de la bomba o que vea las burbujas que indican el llenado).

Nota: El centro de carga y llenado rellena el mango del AirFloss en 10 segundos.




- 2 Una vez lleno, presione el botón de expulsión para soltar el mango del AirFloss y el depósito del mango (si se presiona el botón de expulsión antes de que se detenga la bomba, esta se cierra automáticamente aunque el depósito del mango del AirFloss no esté completamente lleno).




- 3 Retire el mango del AirFloss y comience a usar su AirFloss.
- 4 Para minimizar el tiempo de su rutina diaria de cuidado bucal, le sugerimos que rellene el mango del AirFloss inmediatamente después del uso de modo que quede preparado enseguida para la rutina del día siguiente.


Uso de AirFloss Ultra



- 1 Asegúrese de que el AirFloss está encendido. Si está apagado, pulse el botón de encendido/apagado y modo para encender el producto.
 - Puede cambiar los modos para obtener la cantidad deseada de ráfagas cada vez que pulse el botón de activación. Para obtener los mejores resultados, utilice el modo de triple ráfaga (el ajuste predeterminado) desde dentro y fuera de los dientes.
 - Para cambiar de modo, pulse el botón de encendido/modo para pasar por los modos hasta que llegue al modo deseado. Los LED muestran el modo seleccionado:
Una sola ráfaga: 1 LED



Doble ráfaga: 2 LED





Triple ráfaga: 3 LED

Nota: AirFloss recuerda el último modo seleccionado y está preparado para usarlo de nuevo. Si el AirFloss Ultra se queda sin batería, volverá al modo predeterminado de triple ráfaga una vez que se haya recargado.



- 1 Coloque la punta de la boquilla entre dos dientes en la línea de la encía. Cierre ligeramente los labios sobre la boquilla cuando esté en su lugar para evitar salpicaduras.



- 2 Pulse el botón de activación para expulsar 1-3 ráfagas de aire (en función del modo seleccionado) y microgotas de enjuague bucal entre los dientes.

- 3 Deslice la punta a lo largo de la línea de las encías hasta que note que se asienta entre los dos dientes siguientes.



- 4 Continúe con este procedimiento en todos los espacios interdentes, incluido el espacio que hay detrás de las muelas.

- 5 Para apagar el AirFloss, mantenga pulsado el botón de encendido/modo durante un segundo.

Nota: Llene el depósito del mango según sea necesario.

Función autoráfaga

Mantenga pulsado el botón de activación para emitir ráfagas continuamente, aproximadamente un segundo entre cada serie de ráfagas.


Función de desconexión automática

El AirFloss se apaga automáticamente si no se utiliza durante un minuto.


Instrucciones de inserción y retirada del cargador

El cargador del centro de carga y llenado puede retirarse y utilizarse por separado como cargador independiente para su AirFloss y para muchos otros cepillos de dientes Sonicare de Philips.

Para quitar el cargador




- 1 Retire el depósito de la base del centro de carga y llenado.
- 2 Coloque la base del centro de carga y llenado boca abajo o sobre un lateral.



- 3 Retire el cable del cargador de la parte inferior de la base y retire el cargador.


Para insertar el cargador



- 1 Retire el depósito de la base del centro de carga y llenado.
- 2 Coloque la base del centro de carga y llenado boca abajo o sobre un lateral.



- 3 Inserte la base del cargador de la parte inferior del centro de carga y llenado, con la clavija del cargador hacia arriba. Oirá un clic cuando esté insertada por completo.



- 4 Utilice el recogecables alrededor del centro de carga y llenado para dejar la longitud de cable deseada.

Características del centro de carga y llenado

- 1 La carga automática comienza inmediatamente al interactuar con el asa
- 2 Llenado rápido que llena el depósito del mango de su AirFloss por completo en solo 10 segundos.
- 3 Depósito desmontable para una limpieza y un llenado fáciles
- 4 Tapa del depósito para garantizar que el líquido del depósito no se contamine
- 5 Depósito del mango extraíble para una fácil limpieza
- 6 Cargador de viaje extraíble (preinstalado) que permite el uso sobre la marcha de su AirFloss mientras está fuera de casa más de 2 semanas
- 7 Recogecables para adaptarlo a las necesidades de almacenamiento de su cuarto de baño

Limpieza

Centro de carga y llenado, y mango

El producto debe de limpiarse con regularidad de la manera siguiente:

- Cuando utilice enjuague bucal en el dispositivo, límpielo cada cuatro semanas.
- Cuando utilice agua en el dispositivo, límpielo cada semana.

Limpie el dispositivo de la manera siguiente:



- 1 Vacíe el enjuague bucal del depósito del centro de carga y llenado y del depósito del mango.



- 2 Llene el depósito del centro de carga con agua caliente.




- 3 Coloque el mango en el depósito e insértelo en el centro de carga y llenado; deje que el centro de carga llene el mango hasta que se detenga el motor (10 segundos).



- 4 Extraiga el mango del AirFloss y el depósito del mango del centro de carga y llenado, pero no retire el mango del AirFloss del depósito. Vuelva a colocar el mango del AirFloss y el depósito del mango para poner en marcha el centro de carga y llenado una segunda vez.

- 5 Repita esta operación para un total de tres ciclos de llenado.



- 6 Extraiga el depósito del mango y retire el mango del AirFloss del depósito del mango. Presione y mantenga presionado el botón de activación para limpiar el mango hasta que el depósito del mango esté vacío.

- 7 Vacíe el agua del depósito del centro de carga y llenado.


8 Coloque el mango del AirFloss en el depósito del mango y conecte este al centro de carga y llenado para realizar un ciclo más y purgar cualquier resto de líquido entre el depósito y el mango en el centro de carga y llenado.



9 Extraiga el mango del AirFloss y el depósito del mango, retire el mango del AirFloss del depósito del mango, abra la tapa del mango del AirFloss para vaciarlo del agua restante o presione el botón de activación del mango para pulverizar el agua residual de la boquilla del AirFloss hasta que el depósito del mango esté vacío.

10 El depósito del mango del centro de carga y llenado puede retirarse fácilmente para limpiar la estación de carga y llenado:


a Retire el depósito de la base del centro de carga y llenado.




b Extraiga el mango del AirFloss y el depósito del mango y retire el mango del AirFloss del depósito del mango.



c Para retirar el depósito del mango: sujete la parte inferior del depósito del mango (con las dos manos) por la base desde la parte delantera y trasera. Limpie el depósito del mango con agua caliente.





- d Para insertar el depósito del mango: deslice el depósito del mango dentro de la base. Oirá un clic cuando esté insertado.



- 11** Vacíe y seque el depósito del centro de carga y llenado.



- 12** Llene el depósito del centro de carga y llenado con nuevo enjuague bucal, coloque el mango en el depósito del mango e insértelo en el centro de carga y llenado para llenar el depósito del mango.


- 13** El AirFloss ya está listo para su uso.

Mango y boquilla

Si AirFloss se obstruye, por ejemplo, y desea limpiar el mango de AirFloss entre limpiezas del centro de carga y llenado, llene el depósito del mango con agua caliente y pulse el botón de activación hasta que el depósito se vacíe.

Nota: No lave la boquilla, el centro de carga y llenado, el depósito del mango, el depósito extraíble ni su cubierta en el lavavajillas.

Nota: No use productos de limpieza para limpiar el producto. La formulación o la fuerza de algunos agentes de limpieza podrían dañar el AirFloss.



- 1 Quite la boquilla del mango. Enjuague la boquilla después de cada uso.




- 2 Abra el depósito y enjuáguelo bajo el grifo para eliminar los residuos.

Consejo: También puede utilizar un trozo de algodón para limpiar el depósito y eliminar los restos.

Nota: No sumerja el mango en agua.

Nota: Si no elimina los restos de la boquilla o del depósito, el aparato podría no estar en buenas condiciones higiénicas.



- 3 Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del mango.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el centro de carga y llenado durante un período de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol. Puede utilizar el recogecables para guardar cómodamente el cable de alimentación.

El cargador puede retirarse del centro de carga y llenado y se puede usar por separado para cargar su AirFloss u otros dispositivos Sonicare de Philips compatibles.

Reciclaje



- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).



- Este símbolo significa que este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos domésticos normales (2006/66/EC). Recomendamos encarecidamente que se lleve la batería a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips, para desecharla de forma profesional.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


Cómo extraer la batería recargable

Centro de carga y rellenado

Tenga en cuenta que este proceso no es reversible.

Para quitar la batería, necesitará un destornillador de punta Philips y tijeras. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.

- 1 Desenchufe el dispositivo.
- 2 Retire el mango, el depósito y el cargador del AirFloss del centro de carga y llenado.



- 3 Con un destornillador de punta Philips, quite los 2 tornillos que se muestran en la imagen. Quite también los 2 tornillos que están debajo de las patas de goma.




- 4 Retire los tornillos y la parte inferior de plástico del centro de carga y llenado.




- 5 Corte los alambres para separar las baterías recargables del aparato.
- 6 Deseche las pilas correctamente.

Mango de AirFloss

Tenga en cuenta que este proceso no es reversible.



- 1 Para agotar la batería, pulse varias veces el botón de activación hasta que el AirFloss deje de producir chorros de aire.



- 2 Quite la boquilla del AirFloss del mango.

- 3** Agarre firmemente el mango con una mano en la parte superior y la otra en la parte inferior.




- 4** Separe el mango en dos partes.


Nota: Este paso requiere una buena cantidad de fuerza física. La mitad superior y la inferior del mango deben quedar separadas.




- 5** Quite la mitad inferior del mango.



- 6** Corte los 6 cables de los componentes internos con unas tijeras.



- 7** Saque completamente el componente interno de la parte superior del mango.





- 8** La batería se encuentra dentro de la mitad superior del mango. Quite la batería y no se deshaga de ella en la basura normal del hogar.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre lo siguiente:

- Boquilla de AirFloss Ultra
- Deterioros causados por el uso de piezas de repuesto no autorizadas.
- Deterioros causados por uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :

www.philips.com/welcome.

Utilisez l'AirFloss Ultra au quotidien pour votre hygiène bucco-dentaire. En plus du brossage, l'AirFloss Ultra aide à réduire la plaque dentaire entre les dents afin d'améliorer la santé de vos gencives.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez tout contact de l'appareil avec de l'eau. Ne le placez pas et ne le rangez pas près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier. N'immergez en aucun cas le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Après l'avoir nettoyé, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le brancher sur le secteur.

Avertissement

- Il est impossible de remplacer le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez mettre le chargeur au rebut.
- Remplacez systématiquement le chargeur par un chargeur de même type pour éviter tout accident.
- Utilisez uniquement le chargeur de type HX6100 fourni avec l'AirFloss Ultra pour recharger la batterie.
- Si l'appareil (canule AirFloss Ultra, manche et/ou chargeur) est endommagé, cessez de l'utiliser.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable. S'il est endommagé, contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir le chapitre « Garantie et assistance »).
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou près de surfaces chauffantes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

Attention

- Consultez votre dentiste : si vous avez reçu des soins dentaires, bucco-dentaires ou gingivaux importants au cours des 2 derniers mois, si vous avez des problèmes dentaires, ou si vous suspectez avoir des problèmes de soins dentaires (plombages, couronnes, etc.).

- Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cet appareil ou si le saignement persiste après 4 semaines d'utilisation.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil Philips est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- N'exercez aucune pression excessive sur la pointe de la canule.
- Pour éviter les blessures physiques, ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude. Ne mettez pas d'objets étrangers dans le réservoir.

- Utilisez uniquement l'AirFloss Ultra dans le but pour lequel il a été conçu, tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne dirigez pas le spray sous la langue ni dans l'oreille, le nez, les yeux ou d'autres zones sensibles.
- La station de remplissage et de recharge AirFloss Ultra doit être nettoyée régulièrement pour garantir son bon fonctionnement et éviter la formation de biofilm (voir 'Nettoyage') indésirable.
- Ne mettez pas la canule de l'AirFloss Ultra, le manche, le chargeur, le réservoir d'eau et son couvercle au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
- Pour éviter tout risque d'ingestion, ne mettez pas d'alcool isopropylique ou d'autres liquides de nettoyage dans le réservoir.
- L'AirFloss Ultra est un appareil de soins personnel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Votre Philips AirFloss Ultra et sa station de remplissage et de recharge (fig. 1)

- 1 Pointe de la canule
- 2 Canule AirFloss Ultra
- 3 Bouton d'activation
- 4 Réservoir et couvercle du réservoir
- 5 Manche
- 6 Voyants du mode de charge et de jet
 - Simple jet : 1 LED
 - Double jet : 2 LED
 - Triple jet : 3 LED
- 7 Bouton marche/mode
- 8 Bouton d'éjection
- 9 Godet pour manche amovible
- 10 Réservoir amovible
- 11 Couvercle du réservoir

Remarque : Le contenu de la boîte peut varier selon le modèle acheté.

Charge



- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.




- Placez le manche AirFloss dans le godet de la station de remplissage et de recharge, la porte du réservoir de l'AirFloss faisant face vers la station de remplissage et de recharge. Assurez-vous que le manche est totalement inséré dans le godet de manière à ce que les trous dans la porte du réservoir du manche soient alignés avec les trous dans le mât de la station de remplissage et de recharge.

Remarque 1 : L'AirFloss ne se chargera que si elle est positionnée dans le sens indiqué ci-dessus.

Remarque 2 : La station de remplissage et de recharge peut charger d'autres appareils Philips Sonicare, y compris les brosses à dents électriques rechargeables Philips Sonicare suivantes : Série 3, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ et EasyClean.

Préparation

Avant la première utilisation, branchez la station de remplissage et de recharge et placez le manche dans le godet pour manche pour charger pendant 24 heures.



- Retirez le réservoir du socle de la station de remplissage et de recharge.




- Retirez le couvercle du réservoir et remplissez-le. Pour obtenir des résultats optimaux avec votre AirFloss, nous vous recommandons d'utiliser un bain de bouche antimicrobien (tel que Philips Sonicare BreathRx).

Remarque : Il est recommandé de ne pas l'utiliser avec de l'eau.

Remarque : Remplissez le réservoir seulement jusqu'au niveau MAX.



3 Placez le couvercle sur le réservoir.



4 Placez le réservoir sur le socle.

Remarque : Le réservoir de la station de remplissage et de recharge contient suffisamment de liquide pour environ 23 remplissages de votre AirFloss Ultra ou 40 remplissages de votre AirFloss d'origine.

Remarque : N'utilisez pas de bains de bouche contenant du myristate d'isopropyle (par ex. Dental Active) ou de fortes concentrations d'huiles essentielles car cela pourrait endommager le produit. Cela comprend tous les bains de bouche dans des emballages en verre ou en céramique. N'utilisez pas non plus de bains de bouche contenant du peroxyde d'hydrogène ou des produits de rinçage vendus dans des emballages opaques.

Utilisation de votre station de remplissage et de recharge




1 Bloquez le manche AirFloss et le godet pour manche dans la station de remplissage et de recharge (clic). Lorsque vous entendez un clic, l'AirFloss est totalement insérée et commence à se remplir automatiquement (vous pourrez entendre la pompe effectuer le remplissage et/ou voir des bulles indiquant le remplissage).

Remarque : La station de remplissage et de recharge remplit le manche de votre AirFloss en 10 secondes.




- 2 Une fois remplie, appuyez sur le bouton d'éjection pour libérer le manche AirFloss du godet pour manche (si le bouton d'éjection est enfoncé avant l'arrêt de la pompe, la pompe s'arrête automatiquement mais le réservoir de votre poignée AirFloss n'est peut-être pas plein).
- 3 Retirez la poignée AirFloss et commencez à utiliser votre AirFloss.
- 4 Afin de réduire le temps de votre hygiène bucco-dentaire quotidienne, nous vous suggérons de remplir votre poignée AirFloss immédiatement après utilisation afin qu'elle soit prête immédiatement pour les soins du jour suivant.


Utilisation de votre AirFloss Ultra



- 1 Assurez-vous que l'AirFloss est allumé. S'il est éteint, enfoncez et relâchez le bouton marche/mode pour allumer l'appareil.
 - Vous pouvez modifier les modes afin d'obtenir le nombre de jets souhaité à chaque activation du bouton correspondant. Pour des résultats optimaux, utilisez le mode triple jet (réglage par défaut) pour l'extérieur et l'intérieur de vos dents.
 - Pour changer de mode, appuyez sur le bouton marche/mode pour parcourir les modes jusqu'à ce que vous atteigniez le mode souhaité. Les voyants indiquent le mode sélectionné :



Simple jet : 1 LED



Double jet : 2 LED



Triple jet : 3 LED

Remarque : L'AirFloss mémorise le dernier mode sélectionné et est prêt pour la prochaine utilisation. Si votre AirFloss est complètement déchargé, il repassera en mode triple jet par défaut une fois qu'il sera rechargé.



- 1 Placez la pointe de la canule entre deux dents sur les gencives. Fermez légèrement la bouche autour de la canule pour éviter toute éclaboussure lors de l'utilisation.



- 2 Appuyez sur le bouton d'activation pour libérer de 1 à 3 jets (selon le mode sélectionné) d'air et des microgouttes de bain de bouche entre les dents.
- 3 Faites glisser la pointe de la canule le long de la gencive jusqu'aux deux dents suivantes.



- 4 Répétez la même procédure jusqu'à avoir pulvérisé par devant et par derrière sur tous les espaces entre vos dents, notamment derrière les dents du fond.
- 5 Pour éteindre l'AirFloss, maintenez enfoncé le bouton marche/mode pendant une seconde.

Remarque : Remplissez le manche si nécessaire.

Programme jet automatique

Maintenez enfoncé le bouton d'activation pour libérer des jets en continu, à des intervalles d'environ une seconde entre chaque série de jets.


Fonction d'arrêt automatique

L'AirFloss s'éteint automatiquement s'il n'a pas été utilisé pendant une minute.


Instructions d'insertion et de retrait du chargeur

Le chargeur de votre station de remplissage et de recharge peut être retiré et utilisé séparément en tant que chargeur autonome pour votre AirFloss et d'autres manches de brosses à dents Philips Sonicare.

Pour retirer le chargeur




- 1 Retirez le réservoir du socle de la station de remplissage et de recharge.
- 2 Placez le socle de la station de remplissage et de recharge à l'envers ou sur le côté.




- 3 Débranchez le cordon du chargeur du bas du socle et retirez le chargeur.


Pour insérer le chargeur



- 1 Retirez le réservoir du socle de la station de remplissage et de recharge.
- 2 Placez le socle de la station de remplissage et de recharge à l'envers ou sur le côté.



- 3 Insérez le socle du chargeur par le bas de la station de remplissage et de recharge, avec la fiche du chargeur vers le haut. Vous entendrez un clic une fois le chargeur totalement engagé.



- 4 Utilisez le range-cordon autour de la station de remplissage et de recharge à la longueur de votre choix.

Fonctionnalités de la station de remplissage et de recharge

- 1 Remplissage automatique commençant immédiatement lors de l'engagement du manche
- 2 Remplissage rapide qui remplit le réservoir du manche de votre AirFloss totalement en 10 secondes seulement.

- 3 Réservoir amovible pour un remplissage et un nettoyage aisés
- 4 Couvercle du réservoir pour garantir l'absence de contamination du liquide dans le réservoir
- 5 Godet pour manche amovible pour un nettoyage aisé
- 6 Chargeur de voyage amovible (pré-installé) pour permettre l'utilisation en voyage de votre AirFloss tout en étant loin de la maison pendant plus de 2 semaines
- 7 Range-cordon pour la personnalisation aux besoins de rangement de votre salle de bain

Nettoyage


Station de remplissage et de recharge et manche


Le produit doit être nettoyé régulièrement comme suit :

- Lorsque vous utilisez un bain de bouche dans l'appareil, nettoyez celui-ci toutes les quatre semaines.
- Lorsque vous utilisez de l'eau dans l'appareil, nettoyez celui-ci une fois par semaine.

Nettoyez l'appareil comme suit :


- 1 Videz le bain de bouche du réservoir de la station de remplissage et de recharge et du réservoir du manche.
- 2 Remplissez le réservoir de la station d'eau chaude.





- 3** Placez le manche dans le godet et engagez-le dans la station de remplissage et de recharge, tout en laissant la station remplir le manche jusqu'à l'arrêt du moteur (10 secondes).
- 4** Éjectez le manche AirFloss et le godet de la station de remplissage et de recharge, mais n'enlevez pas le manche AirFloss du godet. Réinsérez le manche AirFloss et le godet pour faire fonctionner la station de remplissage et de recharge une seconde fois.
- 5** Répétez cette opération une fois de plus pour un total de trois cycles de remplissage.
- 6** Éjectez le godet pour manche, puis enlevez le manche AirFloss du godet. Maintenez enfoncé le bouton d'activation pour rincer le manche jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- 7** Videz l'eau du réservoir de la station de remplissage et de recharge.
- 8** Placez le manche AirFloss dans le godet et insérez le godet sur la station de remplissage et de recharge, en effectuant un autre cycle et en vidant tout liquide résiduel entre le réservoir et le manche dans la station de remplissage et de recharge.
- 9** Éjectez le manche AirFloss et le godet, retirez le manche AirFloss du godet, ouvrez la porte du manche AirFloss pour vider le reliquat d'eau ou appuyez sur le bouton d'activation sur le manche pour pulvériser l'eau résiduelle par la canule AirFloss jusqu'à ce que le réservoir du manche soit vide.


10 Le godet pour manche de la station de remplissage et de recharge peut être facilement retiré pour nettoyer cette dernière :




a Retirez le réservoir du socle de la station de remplissage et de recharge.



b Éjectez le manche AirFloss et le godet, puis enlevez le manche AirFloss du godet.



c Pour retirer le godet pour manche : pincez le bas du godet pour manche (à l'aide des deux mains) à l'avant et à l'arrière pour le retirer de son socle. Nettoyez le godet pour manche à l'eau tiède.



d Pour insérer le godet pour manche : faites glisser le godet pour manche dans le socle. Vous entendrez un clic une fois le godet engagé.



11 Videz et séchez le réservoir de la station de remplissage et de recharge.




- 12 Remplissez le réservoir de la station de remplissage et de recharge, placez le manche dans le godet et engagez-le dans la station de remplissage et de recharge pour remplir le réservoir du manche.
- 13 Votre AirFloss est maintenant prête à être utilisée.

Manche et canule

Si vous souhaitez nettoyer le manche de votre AirFloss entre deux nettoyages de la station de remplissage et de recharge, par exemple si votre AirFloss est bouché, remplissez d'eau chaude le réservoir du manche et appuyez sur le bouton d'activation jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Remarque : Ne mettez pas la canule, le manche, la station de remplissage et de recharge, le godet, le réservoir amovible et son couvercle, ou le chargeur au lave-vaisselle.

Remarque : N'utilisez pas de détergents pour nettoyer l'appareil. La formule ou l'intensité de certains détergents pourraient endommager l'AirFloss.



- 1 Enlevez la canule du manche. Rincez la canule après chaque utilisation.




- 2 Ouvrez le réservoir et rincez-le sous le robinet pour éliminer les résidus.

Conseil : Vous pouvez également utiliser un coton-tige pour essuyer le réservoir et retirer les résidus restants.

Remarque : Ne plongez jamais le manche dans l'eau.

Remarque : Si vous ne retirez les résidus d'aliments de la canule ou du réservoir, l'hygiène de l'appareil risque d'être compromise.



- 3 Nettoyez tout le manche à l'aide d'un chiffon humide.

Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser la station de remplissage et de recharge pendant une période prolongée, débranchez-la de la prise électrique, nettoyez-la et rangez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Pour ranger le cordon d'alimentation de manière organisée, utilisez le range-cordon.

Le chargeur peut être retiré de la station de remplissage et de recharge et être utilisé séparément pour recharger votre AirFloss ou d'autres appareils Philips Sonicare compatibles.

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).



- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers (2006/66/CE). Nous vous recommandons vivement de déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par des professionnels.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.


Retrait de la pile rechargeable


Station de remplissage et de recharge

Veillez noter que ce processus n'est pas réversible.

Pour retirer la batterie, munissez-vous d'un tournevis cruciforme et de ciseaux. Respectez les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous suivez la procédure ci-dessous. Veillez à protéger vos yeux, vos mains et vos doigts, ainsi que la surface sur laquelle vous travaillez.

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Retirez le manche AirFloss, le réservoir et le chargeur de la station de remplissage et de recharge.
- 3 À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 2 vis représentées dans l'image. Retirez aussi les 2 vis situées sous le pied en caoutchouc.






- 4 Retirez les vis et le fond en plastique de la station de remplissage et de recharge.




- 5 Coupez les fils pour séparer les batteries rechargeables de l'appareil.
6 Mettez les piles au rebut de manière adéquate.

Manche AirFloss

Veillez noter que ce processus n'est pas réversible.



- 1 Pour décharger la batterie, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton d'activation jusqu'à ce que l'AirFloss n'envoie plus de jet d'air.



- 2 Retirez la canule du manche AirFloss.




- 3 Saisissez fermement le manche d'une main sur la partie supérieure et de l'autre main sur la partie inférieure.




- 4 Séparez le manche en deux parties.


Remarque : Cette étape nécessite de la force physique. Les parties supérieure et inférieure du manche doivent être séparées.



- 5 Retirez la partie inférieure du manche.



- 6 Coupez les 6 fils du composant interne avec des ciseaux.



- 7 Retirez entièrement le composant interne de la partie supérieure du manche.



- 8 La batterie est située dans la partie supérieure du manche. Retirez la batterie et mettez-la dans une poubelle destinée à cet effet (pas avec les ordures ménagères).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site

Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Restrictions de garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :

- Canule AirFloss Ultra
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- L'usure normale, incluant les ébréchures, les égratignures, les abrasions, la décoloration ou l'affadissement des couleurs.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

Utilizzate AirFloss Ultra insieme a un collutorio per la vostra cura orale quotidiana. Oltre a spazzolare, AirFloss Ultra aiuta a ridurre la placca fra i denti e a migliorare la salute delle gengive.

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Tenete il caricabatterie lontano dall'acqua. Non appoggiatelo o riponetelo vicino all'acqua contenuta in vasche, lavandini ecc. Non immergete il caricabatterie in acqua o in altre sostanze liquide. Dopo la pulizia, accertatevi che il caricabatterie sia completamente asciutto prima di inserirlo nella presa di corrente.

Avvertenza

- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Nel caso fosse danneggiato, gettate il caricabatterie.

- Sostituite il caricabatterie esclusivamente con uno originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Per ricaricare la batteria, utilizzate solo il caricabatterie di tipo HX6100 fornito in dotazione con AirFloss ultra.
- Se una parte qualsiasi dell'apparecchio risulta danneggiata (impugnatura, caricabatterie e/o bocchetta AirFloss ultra) non utilizzatelo.
- Questo apparecchio non contiene parti sostituibili. Se l'apparecchio è danneggiato, contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro Paese (vedere il capitolo "Garanzia e assistenza").
- Non utilizzate il caricabatterie in esterno o in prossimità di superfici calde.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia possono essere eseguite da bambini purché di età superiore agli 8 anni e in presenza di un adulto.

Attenzione

- Se nel corso degli ultimi 2 mesi vi siete sottoposti a ricostruzioni dentali estese o interventi su denti e gengive oppure se soffrite di una patologia orale o riscontrate problemi con impianti odontoiatrici (otturazioni, corone ecc...) prima di utilizzare questo apparecchio consultate il dentista.

- Rivolgetevi al vostro dentista nel caso di eccessivo sanguinamento dopo l'uso dell'apparecchio o qualora tale sanguinamento continui per più di 4 settimane.
- In caso di problemi orali, consultate il medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Questo apparecchio Philips è conforme agli standard di sicurezza sui dispositivi elettromagnetici. In caso di portatori di pacemaker o di altro dispositivo impiantato, consultate il vostro medico o il produttore dell'apparecchio prima dell'uso.
- Utilizzate solo le testine consigliate dal produttore.
- Non esercitate una pressione eccessiva sulla punta della bocchetta.
- Per evitare lesioni, non riempite il serbatoio con acqua calda. Non inserite corpi estranei all'interno del serbatoio.
- Utilizzate AirFloss ultra solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale dell'utente.

- Per evitare lesioni, non indirizzate lo spruzzo verso la lingua, l'orecchio, il naso, gli occhi o in direzione di altre zone sensibili del corpo.
- La stazione di riempimento e ricarica AirFloss Ultra deve essere pulita regolarmente per assicurare il corretto funzionamento e ridurre la formazione di pellicole organiche (vedere 'Pulizia') indesiderate.
- Non lavate la bocchetta AirFloss ultra, l'impugnatura, il caricabatterie, il serbatoio dell'acqua e il relativo coperchio in lavastoviglie, né inseriteli nel microonde.
- Per evitare il rischio di ingestione, non aggiungete alcol isopropilico o altri liquidi detergenti nel serbatoio.
- AirFloss ultra è un apparecchio di igiene personale e non deve essere utilizzato da più persone o presso studi dentistici.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Stazione di riempimento e ricarica Philips AirFloss Ultra (Fig. 1)


1 Punta della bocchetta

- 2 Bocchetta AirFloss ultra
- 3 Pulsante di attivazione
- 4 Serbatoio e coperchio
- 5 Impugnatura
- 6 Spie di ricarica e della modalità a spruzzi
 - Spruzzo singolo: 1 LED
 - Spruzzo doppio: 2 LED
 - Spruzzo triplo: 3 LED
- 7 Pulsante di accensione/modalità
- 8 Pulsante di espulsione
- 9 Tazza con manico smontabile
- 10 Serbatoio smontabile
- 11 Coperchio del serbatoio

Nota: il contenuto della confezione potrebbe variare a seconda al modello acquistato.

Come ricaricare il dispositivo

- 1 Inserite il caricabatterie in una presa di corrente.




- 2 Posizionate l'impugnatura AirFloss nella tazza della stazione di riempimento e ricarica, con lo sportellino del serbatoio AirFloss rivolto verso la stazione di riempimento e ricarica. Assicuratevi che l'impugnatura sia completamente inserita nella tazza, in modo tale che i fori nello sportellino del serbatoio dell'impugnatura siano allineati alle porte della stazione di riempimento e ricarica.

Nota 1: AirFloss si riempirà solo se posizionato nella direzione indicata sopra.

Nota 2: La stazione di riempimento e ricarica permette il caricamento di altri dispositivi Philips Sonicare, tra cui i seguenti spazzolini elettrici ricaricabili Philips Sonicare: 3-Series, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ ed EasyClean.

Messa in funzione

Prima del primo utilizzo, inseritela nella stazione di riempimento e ricarica, quindi posizionale l'impugnatura nella relativa tazza per caricarla per 24 ore.



- 1 Rimuovete il serbatoio della base della stazione di riempimento e ricarica.




- 2 Rimuovete il coperchio del serbatoio e riempitelo. Per risultati ottimali con AirFloss, si consiglia di utilizzare un collutorio antimicrobico (ad esempio, Philips Sonicare BreathRx)

Nota: Si sconsiglia di utilizzare il prodotto con acqua.

Nota: Riempite d'acqua il serbatoio fino al livello massimo.



- 3 Posizionate il coperchio sul serbatoio.



4 Posizionate il serbatoio sulla base.

Nota: Il serbatoio della stazione di riempimento e ricarica contiene una quantità di liquido che consente di riempire circa 23 volte AirFloss Ultra o 40 volte AirFloss originale.

Nota: Non utilizzate collutorio contenente miristato di isopropile o un'elevata concentrazione di oli essenziali poiché potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo include tutti i colluttori venduti in confezioni di vetro o ceramica. Inoltre, non utilizzate collutorio contenente perossido di idrogeno o prodotti venduti in confezioni opache.

Utilizzo della stazione di riempimento e ricarica



- 1 Bloccate l'impugnatura di AirFloss e la tazza con manico nella stazione riempimento e caricamento (clic). Quando scatta in posizione, AirFloss è completamente inserito e inizierà a effettuare il riempimento automatico (è possibile che si avverta il suono della pompa in funzione e/o si vedano le bolle a indicare il riempimento).

Nota: La stazione di riempimento e ricarica è in grado di riempire l'impugnatura AirFloss in 10 secondi.



- 2 Una volta riempito, premete il pulsante di espulsione per rilasciare l'impugnatura AirFloss e la tazza con manico (se il pulsante di espulsione viene premuto prima dell'arresto della pompa, la pompa si arresta automaticamente ma il serbatoio dell'impugnatura AirFloss potrebbe non riempirsi).





- 3 Rimuovete l'impugnatura AirFloss e iniziate a utilizzarlo.
- 4 Al fine di ridurre al minimo i tempi dedicati all'igiene orale quotidiana, vi suggeriamo di riempire l'impugnatura AirFloss dopo l'uso in modo tale che sia pronta immediatamente per il giorno dopo.

Utilizzo di AirFloss Ultra



- 1 Controllate che AirFloss sia acceso. In caso contrario, premete e rilasciate il pulsante accensione/modalità per accendere il prodotto.
 - Per ottenere il numero di spruzzi desiderato potete cambiare le modalità ogni volta che premete il pulsante di attivazione. Per risultati ottimali, utilizzate la modalità a triplo spruzzo (impostazione predefinita) sia nella parte esterna che in quella interna dei denti.
 - Per cambiare la modalità e selezionare quella desiderata, premete il pulsante di accensione/modalità. I LED indicano la modalità selezionata:
Spruzzo singolo: 1 LED



Spruzzo doppio: 2 LED



Spruzzo triplo: 3 LED

Nota: AirFloss memorizza l'ultima modalità selezionata ed è pronto per il prossimo utilizzo. Quando si scarica completamente e poi viene ricaricato, ritorna alla modalità predefinita di spruzzo triplo.



- 1 Posizionate la punta della bocchetta fra due denti sul bordo gengivale. Accostate leggermente le labbra attorno alla bocchetta per evitare spruzzi.



- 2 Premete il pulsante di attivazione per 1 o 3 spruzzi (in base alla modalità selezionata) d'aria e di piccole gocce di collutorio tra i denti.
- 3 Fate scorrere la punta della bocchetta lungo il bordo gengivale finché non si inserisce correttamente tra i due denti successivi.



- 4 Ripetete spruzzando tutti gli spazi fra i denti nella parte anteriore e posteriore, compresi canini e secondi molari.
- 5 Per spegnere AirFloss, tenete premuto per un secondo il pulsante di accensione/modalità.

Nota: Se necessario, riempite il serbatoio.

Funzione di spruzzo automatico

Tenete premuto il pulsante di attivazione per emettere continuamente degli spruzzi, con un intervallo di circa un secondo tra uno spruzzo e l'altro.


Funzione di spegnimento automatico

Se inattivo per un minuto, AirFloss si spegne automaticamente.


Istruzioni per l'inserimento e la rimozione del caricabatterie

La vostra stazione di riempimento e ricarica può essere rimossa e utilizzata separata come dispositivo di caricamento autonomo per il vostro AirFloss e molti altri spazzolini Philips Sonicare.

Per rimuovere il caricabatterie




- 1 Rimuovete il serbatoio della base della stazione di riempimento e ricarica.
- 2 Capovolgete la stazione di riempimento e ricarica o posizionalatela su un fianco.




- 3 Tirate il cavo ricarica dalla parte inferiore della base ed estraete il caricabatterie.


Per inserire il caricabatterie



- 1 Rimuovete il serbatoio della base della stazione di riempimento e ricarica.
- 2 Capovolgete la stazione di riempimento e ricarica o posizionalatela su un fianco.



- 3 Inserite la base del caricabatterie della parte inferiore della stazione di riempimento e ricarica con il gancio del caricabatterie rivolto verso l'alto. Quando è completamente inserito, sarà possibile udire uno "scatto".



- 4 Avvolgete la stazione di riempimento e ricarica con l'avvolgicavo in base al livello desiderato.

Funzionalità della stazione di riempimento e ricarica

- 1 Ricarica automatica che inizia immediatamente dopo la predisposizione l'impugnatura
- 2 La funzionalità di riempimento rapido è in grado di riempire il serbatoio dell'impugnatura AirFloss completamente in soli 10 secondi.
- 3 Serbatoio smontabile per facile riempimento e pulizia
- 4 Coperchio del serbatoio per garantire la non contaminazione del fluido del serbatoio
- 5 Tazza con manico smontabile per una pulizia facile
- 6 Caricabatterie da viaggio smontabile (preinstallato) per permettere l'utilizzo di AirFloss quando è necessario viaggiare lontano da casa per oltre 2 settimane
- 7 Avvolgicavo per permetterne la personalizzazione in base alla capacità del proprio bagno

Pulizia

Stazione di riempimento e impugnatura

Il prodotto deve essere pulito regolarmente nel modo seguente:

- se utilizzate un collutorio nel dispositivo, pulirlo ogni 4 settimane.

- Se utilizzate acqua, pulitelo ogni settimana.

Pulite il dispositivo nel modo seguente:



- 1** Rimuovete il collutorio dal serbatoio della stazione di riempimento e ricarica e riempite il serbatoio.



- 2** Riempite il serbatoio della stazione con acqua tiepida.



- 3** Posizionate l'impugnatura nella tazza con manico e inseritela nella stazione di riempimento e ricarica. Lasciate che la stazione riempi l'impugnatura fino all'arresto del motore (10 secondi).




- 4** Espellete l'impugnatura AirFloss e la tazza con manico dalla stazione di riempimento e ricarica, ma non rimuovete l'impugnatura AirFloss dalla tazza con manico. Riposizionate l'impugnatura AirFloss e la tazza con manico per avviare la stazione di ricarica e riempimento una seconda volta.





- 5** Ripetete questa operazione per un totale di tre cicli di riempimento.
- 6** Estraete la tazza con manico e rimuovete l'impugnatura AirFloss dalla tazza con manico. Tenete premuto il pulsante di attivazione per svuotare l'impugnatura finché non si svuota il serbatoio.

- 7 Rimuovete l'acqua dal serbatoio della stazione di riempimento e ricarica.
- 8 Posizionate l'impugnatura AirFloss nella tazza con manico e posizionate quest'ultima nella stazione di riempimento e ricarica, effettuando un ulteriore ciclo e rimuovendo eventuali fluidi residui tra il serbatoio e l'impugnatura nella stazione di riempimento e ricarica.
- 9 Espellete l'impugnatura AirFloss e la tazza con manico, rimuovete l'impugnatura AirFloss dalla tazza con manico, aprite il coperchio dell'impugnatura AirFloss per far uscire l'acqua residua oppure premete il pulsante di attivazione sull'impugnatura per spruzzare l'acqua residua dalla bocchetta AirFloss fino a quando il serbatoio dell'impugnatura non è vuoto.
- 10 Quando pulite la stazione di riempimento e ricarica potete rimuovere facilmente la tazza con manico:



- a Rimuovete il serbatoio della base della stazione di riempimento e ricarica.
- b Espellete l'impugnatura AirFloss e la tazza con manico quindi rimuovete l'impugnatura AirFloss dalla tazza con manico.



- c Per rimuovere la tazza con manico: premete la parte inferiore della tazza con manico dalla relativa base (utilizzate entrambe le mani) sganciandola dalla parte anteriore e posteriore. Pulite la tazza con manico con acqua calda.
- d Per inserire la tazza con manico: fate scorrere la tazza con manico nella base. Quando il sistema viene assemblato, è possibile udire uno scatto.

11 Svuotate e asciugate il serbatoio della stazione di riempimento e ricarica.

12 Riempite il serbatoio della stazione di riempimento e ricarica con il nuovo collutorio, posizionate l'impugnatura nella tazza con manico, quindi inseritela nella stazione di riempimento e ricarica per riempire il serbatoio dell'impugnatura.

13 Il dispositivo AirFloss è ora pronto all'uso.


Impugnatura e bocchetta

Se desiderate pulire l'impugnatura AirFloss tra le pulizie della stazione di riempimento e ricarica, ad esempio se AirFloss si ostruisce, riempite il serbatoio dell'impugnatura con acqua calda e premete il pulsante di attivazione fino a quando il serbatoio non è vuoto.

Nota: Non lavate la bocchetta, l'impugnatura, la stazione di riempimento e ricarica, la tazza con

manico, il serbatoio rimovibile, il coperchio del serbatoio o il caricabatterie in lavastoviglie.

Nota: Non utilizzate detergenti per lavare il prodotto. La formulazione o l'aggressività di alcuni detergenti potrebbero danneggiare AirFloss.



- 1 Rimuovete la bocchetta dall'impugnatura. Risciacquatela dopo ogni uso.




- 2 Aprite il serbatoio e risciacquatelo sotto l'acqua corrente per eliminare eventuali residui.

Consiglio: è possibile utilizzare anche un cotton fioc per pulire il serbatoio e rimuovere i residui.

Nota: Non immergete l'impugnatura in acqua.

Nota: la mancata rimozione dei residui dalla bocchetta o dal serbatoio potrebbe dar luogo a condizioni non igieniche.



- 3 Pulite l'intera superficie dell'impugnatura con un panno umido.

Conservazione

Se pensate di non utilizzare la stazione di riempimento e ricarica per un lungo periodo di tempo, disinseritela dalla presa di corrente, pulitela e riponetela in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole. Per riporre in maniera ordinata il cavo di alimentazione, potete utilizzare l'avvolgicavo.

Il caricabatterie può essere rimosso dalla stazione di riempimento e ricarica e può essere utilizzato separatamente per caricare il proprio AirFloss o altri dispositivi Philips Sonicare compatibili.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).



- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata conforme alla direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Vi consigliamo di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale o un centro assistenza Philips, dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria ricaricabile.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1** Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2** Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.


Rimozione della batteria ricaricabile

Stazione di riempimento e ricarica

ricordate che questo processo non è reversibile.

Per togliere la batteria, utilizzate un cacciavite a croce e un paio di forbici. Osservate le precauzioni di sicurezza di base per eseguire la procedura descritta di seguito. Proteggete gli occhi, le mani, le dita e la superficie su cui lavorate.

- 1 Scollegate il dispositivo.
- 2 Rimuovete l'impugnatura AirFloss, il serbatoio e il caricabatterie dalla stazione di riempimento e ricarica.
- 3 Rimuovete le 2 viti mostrate nella figura utilizzando un cacciavite a croce. Rimuovete anche le 2 viti sotto i piedini in gomma.



- 4 Rimuovete le viti e la parte inferiore in plastica della stazione di riempimento e ricarica.




- 5 Tagliate i fili per separare le batterie ricaricabili dall'apparecchio.
- 6 Smaltite le batterie in modo corretto.




Impugnatura AirFloss

ricordate che questo processo non è reversibile.



- 1 Per scaricare la batteria, premete ripetutamente il pulsante di attivazione fino a quando AirFloss smette di erogare spruzzi d'aria.



- 2 Rimuovete la bocchetta AirFloss dall'impugnatura.




- 3 Con una mano tenete saldamente la parte superiore della bocchetta; con l'altra tenete la parte inferiore.




- 4 Aprite l'impugnatura in due parti.

Nota: Questo passaggio richiede una buona forza fisica. La parte superiore e inferiore dell'impugnatura devono essere separate quando aprite l'impugnatura.




- 5 Rimuovete la parte inferiore dell'impugnatura.

- 6** Tagliate i 6 cavi dei componenti interni con un paio di forbici.



- 7** Staccate completamente il componente interno dalla parte superiore dell'impugnatura.



- 8** La batteria è situata nella parte superiore dell'impugnatura. Rimuovete la batteria e smaltitela correttamente (non con i normali rifiuti domestici).



Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia

I seguenti componenti sono esclusi dalla garanzia internazionale:

- Bocchetta AirFloss ultra
- Danni causati dall'uso di parti di ricambio non autorizzate.
- I danni dovuti a un uso improprio, abuso, trascuratezza, alterazioni o riparazioni non autorizzate.
- La normale usura, incluso scheggiature, graffi, abrasioni, scoloritura o alterazione dei colori.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Gebruik de AirFloss Ultra met uw favoriete mondwater als onderdeel van uw mondverzorgingsroutine. Als aanvulling op het poetsen, draagt de AirFloss Ultra bij aan gezonder tandvlees door vermindering van tandplak tussen de tanden.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de oplader uit de buurt van water. Plaats de oplader niet in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enzovoort. Dompel de oplader nooit onder in water of een andere vloeistof. Controleer na het schoonmaken of de oplader helemaal droog is, voordat u deze weer aansluit op het stopcontact.

Waarschuwing

- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, dankt u de oplader af.
- Vervang de oplader altijd door een origineel exemplaar van hetzelfde type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik alleen de oplader van type HX6100 die bij de AirFloss Ultra is geleverd om de accu op te laden.
- Gebruik het apparaat niet meer als het op enige wijze beschadigd is (spuitkop, handvat en/of oplader van de AirFloss Ultra).
- Dit apparaat bevat geen repareerbare onderdelen. Als het apparaat beschadigd is, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk 'Garantie en ondersteuning').
- Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.

Let op

- Raadpleeg uw tandarts voordat u dit apparaat gebruikt als u onlangs een chirurgische behandeling aan uw mond of uw tandvles hebt ondergaan, lijdt aan een chronische gebitsaandoening, in de afgelopen 2 maanden een uitgebreide tandheelkundige behandeling hebt ondergaan of als u problemen vermoedt met tandheelkundige restauraties, zoals vullingen en kronen.

- Raadpleeg uw tandarts als er na gebruik van dit apparaat ernstige tandvlesbloeding optreedt of als het tandvles nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat 4 weken hebt gebruikt.
- Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt als u medische klachten hebt.
- Dit Philips-apparaat voldoet aan de veiligheidseisen voor elektromagnetische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat hebt, neemt u vóór gebruik van de AirFloss contact op met uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door de fabrikant aanbevolen opzetstukken.
- Oefen niet te veel druk uit op de tip van de spuitkop.
- Vul het reservoir niet met heet water om lichamelijk letsel te voorkomen. Doe geen vreemde voorwerpen in het reservoir.
- Gebruik de AirFloss Ultra alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

- Richt de straal niet op het gebied onder de tong of in oor, neus of oog, of op andere gevoelige gebieden om lichamelijk letsel te voorkomen.
- De AirFloss Ultra en het Fill & Charge-station moeten regelmatig worden schoongemaakt om een juiste werking te garanderen en de vorming van ongewenste biofilm (zie 'Reinigen') tot een minimum te beperken.
- Maak de spuitkop, het handvat, de oplader, het waterreservoir en het deksel van het waterreservoir van de AirFloss Ultra niet schoon in een vaatwasmachine of magnetron.
- Doe geen isopropylalcohol of andere reinigingsvloeistoffen in het reservoir om het risico van inslikken te voorkomen.
- De AirFloss Ultra is bedoeld voor thuisgebruik en is niet bedoeld om door meerdere personen te worden gebruikt in een tandartsenpraktijk of een instelling.

Elektromagnetische velden (EMV)


Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

De Philips AirFloss Ultra en het Fill & Charge-station (afb. 1)

- 1 Tip van spuitkop
- 2 AirFloss Ultra-spuitkop
- 3 Startknop
- 4 Reservoir en klepje van het reservoir
- 5 Handvat
- 6 Lampjes voor opladen en burstmodus
 - Enkele burst: 1 LED-lampje
 - Dubbele burst: 2 LED-lampjes
 - Drievoudige burst: 3 LED-lampjes
- 7 Aan-uit-/modusknop
- 8 Uitwerpknop
- 9 Verwijderbare handvathouder
- 10 Afneembaar reservoir
- 11 Deksel van het reservoir

Opmerking: De inhoud van de doos kan variëren, afhankelijk van het model.

Opladen



- 1 Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.




- 2 Plaats het handvat van de AirFloss in de handvathouder van het Fill & Charge-station met het deksel van het reservoir van de AirFloss naar het Fill & Charge-station gericht. Zorg ervoor dat het handvat volledig in de handvathouder zit, zodat de openingen in het reservoir van het handvat precies aansluiten op de openingen in het Fill & Charge station.

Opmerking 1: De AirFloss wordt alleen opgeladen als deze is geplaatst in de richting die hiervoor is aangegeven.

Opmerking 2: Met het Fill & Charge-station kunt u ook andere Philips Sonicare-apparaten opladen, waaronder de volgende Philips Sonicare oplaadbare tandenborstels: 3-serie, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ en EasyClean.

Het apparaat in gebruik nemen

Sluit voor het eerste gebruik het Fill & Charge-station aan op een stopcontact, plaats het handvat in de handvathouder en laad het handvat gedurende 24 uur op.



- 1 Verwijder het reservoir van het Fill & Charge-station.




- 2 Verwijder het deksel van het reservoir en vul het reservoir. Voor de beste resultaten raden wij u aan een antimicrobieel mondspoelmiddel te gebruiken (bijvoorbeeld Philips Sonicare BreathRx).

Opmerking: U wordt aangeraden dit middel niet met water te gebruiken.

Opmerking: Vul het reservoir alleen tot aan de MAX-aanduiding.



- 3 Plaats het deksel van het reservoir weer terug.



4 Plaats het reservoir op de houder.

Opmerking: Wanneer het reservoir van het Fill & Charge-station vol is, kunt u uw AirFloss Ultra circa 23 keer vullen (circa 40 keer bij de originele AirFloss).

Opmerking: Gebruik het apparaat niet in combinatie met mondwater met isopropylmyristaat (bijv. Dental Active) of met hoge concentraties essentiële oliën. Hierdoor kan het product beschadigd raken. Hieronder valt al het mondwater dat in een glazen of keramische verpakking wordt verkocht. Gebruik ook geen mondwater met waterstofperoxide, of mondspoeling in een ondoorzichtige verpakking.

Uw Fill & Charge-station gebruiken




- 1 Bevestig het handvat en de handvathouder van de AirFloss op het Fill & Charge-station (klik). Wanneer u een klik hoort, zit de AirFloss goed op zijn plaats en wordt het vullen van het reservoir automatisch gestart (u hoort mogelijk de pomp of u ziet belletjes, wat aangeeft dat het reservoir wordt gevuld).

Opmerking: Met het Fill & Charge-station is het handvat van uw AirFloss in 10 seconden gevuld.




- 2 Als het handvat eenmaal is gevuld, drukt u op de uitwerpknop om het handvat van de AirFloss en de handvathouder los te koppelen (als u op de uitwerpknop drukt voordat de pomp is gestopt, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld. Het reservoir in het handvat van uw AirFloss is nu mogelijk nog niet helemaal gevuld).





- 3 U kunt het handvat van de AirFloss nu uit de houder verwijderen en uw AirFloss gebruiken.
- 4 Als u de tijd die u voor uw dagelijkse mondverzorging nodig hebt, wilt beperken, raden wij u aan het handvat van uw AirFloss onmiddellijk na gebruik weer te vullen zodat de AirFloss de volgende dag direct weer gereed is voor gebruik.

Uw AirFloss Ultra gebruiken



- 1 Controleer of de AirFloss is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, drukt u op de aan-uit-/modusknop om het product in te schakelen.
 - U kunt de modus wijzigen, zodat u altijd het gewenste aantal bursts krijgt wanneer u op de startknop drukt. Voor optimale resultaten gebruikt u de drievoudige burst-modus (standaardinstelling) aan zowel de voor- als de achterzijde van uw tanden.
 - U wijzigt de modus als volgt: druk op de aan-uit-/modusknop totdat u de gewenste modus hebt bereikt. De LED-lampjes geven aan welke modus is geselecteerd:
Enkele burst: 1 LED-lampje



Dubbele burst: 2 LED-lampjes



Drievoudige burst: 3 LED-lampjes

Opmerking: De AirFloss onthoudt welke stand als laatste is geselecteerd en is klaar voor het volgende gebruik. Als de accu van uw AirFloss helemaal leeg is, gaat het apparaat terug naar de standaardmodus (drievoudige burst) zodra de accu is opgeladen.



- 1 Plaats de tip van de spuitkop tussen twee tanden langs de rand van uw tandvlees. Sluit uw lippen een beetje om de spuitkop om spatten te voorkomen.



- 2 Druk op de startknop om 1 tot 3 luchtstoten met microdruppeltjes mondspoeling (afhankelijk van de gekozen modus: 1, 2 of 3 bursts) af te geven tussen de tanden.

- 3 Schuif de tip van de spuitkop langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de volgende twee tanden valt.



- 4 Ga hiermee door totdat u alle ruimten tussen uw tanden en kiezen, aan de voor- en achterkant, schoon hebt gespoten.
- 5 Houd de aan-uit-/modusknop één seconde ingedrukt om de AirFloss Ultra uit te schakelen.

Opmerking: Vul het reservoir van het handvat bij, indien nodig.

'Auto-burst'-functie

Houd de startknop ingedrukt voor continu sproeien, ongeveer één seconde tussen elke set bursts.


Automatische uitschakelfunctie

De AirFloss wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende één minuut niet wordt gebruikt.


Instructies voor het plaatsen en verwijderen van de oplader

U kunt de oplader van uw Fill & Charge-station verwijderen en afzonderlijk gebruiken als aparte oplader voor uw AirFloss en voor vele andere handvatten van Philips Sonicare-tandenborstels.

De oplader verwijderen




- 1 Verwijder het reservoir van het Fill & Charge-station.
- 2 Plaats de houder van het Fill & Charge-station ondersteboven of op de zijkant.




- 3 Trek het snoer van de oplader uit de onderkant van de voet en trek de oplader uit de voet.


De oplader plaatsen



- 1 Verwijder het reservoir van het Fill & Charge-station.
- 2 Plaats de houder van het Fill & Charge-station ondersteboven of op de zijkant.



- 3 Plaats de oplader in de voet van het Fill & Charge-station met de pen van de oplader naar boven. U hoort een klik als de oplader goed vastzit.



- 4 Wind het snoer op rond de snoerwikkelaar in de voet van het Fill & Charge-station tot u de gewenste lengte hebt.

Eigenschappen van het Fill & Charge-station

- 1 Het handvat wordt direct automatisch gevuld als u het handvat plaatst
- 2 Snel en volledig vullen van het handvatreservoir van uw AirFloss in slechts 10 seconden
- 3 Verwijderbaar reservoir voor eenvoudig vullen en schoonmaken
- 4 Reservoirdeksel zodat de vloeistof in het reservoir niet verontreinigd raakt
- 5 Verwijderbare handvathouder voor eenvoudig schoonmaken
- 6 Verwijderbare reislader (vooraf geïnstalleerd) voor gebruik van uw AirFloss als u langer dan 2 weken op reis gaat
- 7 Snoerwikkelaar voor het aanpassen van de snoerlengte voor uw badkamer

Reinigen

Fill & Charge-station en handvat

Het product moet regelmatig worden schoongemaakt. Dit doet u als volgt:

- Wanneer mondspoeling in het apparaat wordt gebruikt, moet u het elke 4 weken schoonmaken.
- Wanneer water in het apparaat wordt gebruikt, moet u het elke week schoonmaken.

Maak het apparaat als volgt schoon:

120 Nederlands



- 1 Leeg het reservoir van het Fill & Charge-station en het reservoir van het handvat.



- 2 Vul het station met warm water.



- 3 Plaats het handvat in de handvathouder, plaats de houder in het Fill & Charge-station en vul het handvat totdat de motor stopt (10 seconden).



- 4 Maak het handvat en de handvathouder van de AirFloss los van het Fill & Charge-station, maar verwijder het handvat van de AirFloss niet uit de houder. Plaats het handvat van de Airfloss met de handvathouder weer terug om het Fill & Charge-station een tweede keer te starten.



- 5 Herhaal deze handeling drie keer.
- 6 Maak de handvathouder los en verwijder het handvat van de AirFloss uit de houder. Houd de startknop ingedrukt om het handvat te spoelen totdat het reservoir van het handvat leeg is.
- 7 Leeg het waterreservoir van het Fill & Charge-station.


- 8** Plaats het handvat van de AirFloss in de handvathouder en plaats de handvathouder op het Fill & Charge-station voor een laatste cyclus, om de resterende vloeistof tussen het reservoir en het handvat in het Fill & Charge-station te verwijderen.



- 9** Verwijder het handvat van de AirFloss en de handvathouder. Verwijder het handvat van de AirFloss uit de handvathouder en open het klepje van het handvat van de AirFloss om eventueel resterend water te verwijderen, of druk op de startknop op het handvat om eventueel resterend water uit de spuitkop van de AirFloss te spuiten totdat het reservoir leeg is.

- 10** U kunt de handvathouder van het Fill & Charge-station eenvoudig verwijderen om het Fill & Charge-station te reinigen:


a Verwijder het reservoir van het Fill & Charge-station.




b Maak het handvat van de AirFloss los van de handvathouder en verwijder het handvat van de AirFloss uit de houder.



122 Nederlands



- c U kunt de handvathouder als volgt verwijderen: houd met beide handen de onderkant van de handvathouder vast en schuif de houder naar u toe. Maak de handvathouder schoon met warm water.



- d U kunt de handvathouder als volgt terugplaatsen: schuif de handvathouder terug op het station. U hoort een klik wanneer de houder vastzit.



- 11** Leeg en droog het reservoir van het Fill & Charge-station.



- 12** Vul het Fill & Charge-station met nieuw mondspoelmiddel, plaats het handvat in de handvathouder en bevestig de houder in het Fill & Charge-station om het reservoir van het handvat te vullen.

- 13** Uw AirFloss is nu klaar voor gebruik.


Handvat en spuitkop

Als u het handvat van de AirFloss tussen de reinigingsbeurten van het Fill & Charge-station door wilt reinigen, bijvoorbeeld als de AirFloss verstopt zit, vult u het reservoir van het handvat met warm water en drukt u op de startknop tot het reservoir leeg is.

Opmerking: Maak de spuitkop, het handvat, het Fill & Charge-station, de handvathouder, het verwijderbare reservoir, het deksel van het

reservoir en de oplader niet schoon in de vaatwasser.

Opmerking: Gebruik geen schoonmaakmiddelen om het product te reinigen. Door de samenstelling of de kracht van sommige schoonmaakmiddelen kan de AirFloss beschadigd raken.



- 1 Verwijder de spuitkop van het handvat. Spoel de spuitkop na elk gebruik.




- 2 Open het reservoir en spoel het onder de kraan om resten te verwijderen.

Tip: U kunt ook een wattenstaafje gebruiken om het reservoir schoon te vegen en achtergebleven resten te verwijderen.

Opmerking: Dompel het handvat niet in water.

Opmerking: Het niet verwijderen van de resten uit de spuitkop of het reservoir kan leiden tot een onhygiënische situatie.



- 3 Veeg het handvat helemaal schoon met een vochtige doek.

Opbergen

Als u het Fill & Charge-station gedurende langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker van het station uit het stopcontact, reinigt u het station en bewaart u het station op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht. U kunt de snoerwikkelaar gebruiken om het netsnoer netjes op te bergen.

U kunt de oplader uit het Fill & Charge-station verwijderen en afzonderlijk gebruiken om uw AirFloss of andere compatibele Philips Sonicare-apparaten op te laden.

Recyclen



- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



- Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EC). Wij raden u aan om uw product in te leveren bij een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum zodat een professional de oplaadbare batterij kan verwijderen.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De accu verwijderen


Fill & Charge-station

U kunt de accu niet opnieuw in het apparaat plaatsen nadat u deze hebt verwijderd.


Om de accu te verwijderen, hebt u een platkopschroevendraaier en een schaar nodig. Neem elementaire veiligheidsmaatregelen in acht

wanneer u de hierna beschreven procedure uitvoert. Bescherm uw ogen, handen, vingers en het werkkoppervlak.

- 1 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2 Verwijder het handvat van de AirFloss, het reservoir en de oplader uit het Fill & Charge-station.
- 3 Verwijder de 2 schroeven (zie afbeelding) met een platkopschroevendraaier. Verwijder ook de 2 schroeven onder de rubberen voetjes.



- 4 Verwijder de schroeven en de kunststof onderzijde van het Fill & Charge-station.




- 5 Knip de draden door om de oplaadbare batterijen los te maken van het apparaat.
- 6 Verwijder de batterijen volgens de geldende voorschriften.




AirFloss-handvat

U kunt de accu niet opnieuw in het apparaat plaatsen nadat u deze hebt verwijderd.


126 Nederlands



- 1 Ontlaad de accu volledig door herhaaldelijk op de startknop te drukken, totdat er geen lucht meer uit de AirFloss komt.



- 2 Verwijder de spuitkop van de AirFloss van het handvat.




- 3 Pak het handvat stevig beet met één hand aan de boven- en één hand aan de onderkant.




- 4 Breek het handvat in twee stukken.

Opmerking: Deze stap vereist veel fysieke kracht. De bovenste en de onderste helft van het handvat moeten van elkaar worden gescheiden zodra u het handvat in tweeën hebt gebroken.




- 5 Verwijder de onderste helft van het handvat.

- 6 Knip alle 6 draden aan de binnenkant door met een schaar.



- 7 Trek het interne deel volledig los van het bovenste deel van het handvat.



- 8 De accu bevindt zich in het bovenste gedeelte van het handvat. Verwijder de accu en voer deze op de juiste wijze af (niet met het gewone huisvuil).



Garantie en ondersteuning

Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring.

Garantiebeperkingen

De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie:

- AirFloss Ultra-spuitkop
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde vervangende onderdelen.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties.
- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade da assistência que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Utilize a AirFloss Ultra com o seu elixir bucal favorito como parte da sua rotina de higiene oral. Juntamente com a escovagem, a AirFloss Ultra ajuda a reduzir a placa bacteriana entre os dentes para melhorar a saúde das suas gengivas.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o carregador afastado da água. Não o coloque nem o guarde sobre ou próximo de banheiras, lavatórios, lava-loiças, etc. com água. Nunca mergulhe o carregador em água ou em qualquer outro líquido. Após a limpeza, certifique-se de que o carregador está completamente seco antes de o voltar a ligar à rede.

Aviso

- O fio de alimentação não pode ser substituído. Se o fio de alimentação estiver danificado, deverá desfazer-se do carregador.

- Solicite sempre a substituição do carregador por equipamentos originais para evitar perigos.
- Utilize apenas o carregador do tipo HX6100 fornecido com a AirFloss Ultra para recarregar a bateria.
- Se o aparelho apresentar quaisquer danos (bico AirFloss Ultra, pega e/ou carregador), não volte a utilizá-lo.
- O aparelho não contém peças passíveis de reparação. Se o aparelho estiver danificado, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consulte o capítulo "Garantia e assistência").
- Não utilize o carregador no exterior nem próximo de superfícies aquecidas.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.

Cuidado

- Consulte o seu dentista antes de utilizar este aparelho se tiver sido submetido recentemente a uma cirurgia oral ou das gengivas, se sofrer de um problema dentário prolongado, se tiver efetuado restaurações dentárias extensas nos últimos 2 meses ou se suspeitar de problemas nas suas restaurações dentárias (obturações, coroas, etc.).

- Consulte o seu dentista se sangrar excessivamente depois de utilizar este aparelho ou se as hemorragias persistirem após 4 semanas de utilização.
- Se tiver problemas de saúde, consulte o seu médico antes de utilizar este aparelho.
- Este aparelho Philips está em conformidade com todas as normas de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo implantado, consulte o seu médico ou o fabricante do aparelho antes da utilização do aparelho implantado.
- Não utilize outros acessórios, exceto os que são recomendados pelo fabricante.
- Não exerça demasiada pressão sobre a ponta do bico.
- Para evitar ferimentos, não encha o reservatório com água quente. Não coloque objetos estranhos no reservatório.
- Utilize a AirFloss Ultra apenas para o fim a que esta se destina, conforme descrito neste manual do utilizador.

- Para evitar ferimentos, não direcione o jato para debaixo da língua, para os ouvidos, o nariz, os olhos nem para qualquer outra área sensível.
- A AirFloss Ultra e a estação de enchimento e recarga têm de ser limpas regularmente de modo a assegurar o correto funcionamento e para minimizar a acumulação indesejada de biofilme (consultar 'Limpeza').
- Não limpe o bico AirFloss Ultra, a pega, o carregador, o reservatório da água e a sua tampa na máquina de lavar loiça nem no micro-ondas.
- Para evitar o perigo de ingestão, não coloque álcool isopropílico nem outros fluidos de limpeza no reservatório.
- A AirFloss Ultra é um aparelho de uso pessoal, pelo que não deve ser usada em vários pacientes em consultórios ou clínicas dentárias.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis à exposição a campos eletromagnéticos.

A Philips AirFloss Ultra e a estação de enchimento e recarga (Fig. 1)

- 1 Ponta do bico
- 2 Bico AirFloss Ultra
- 3 Botão de ativação
- 4 Reservatório e porta do reservatório
- 5 Pega
- 6 Indicadores de carregamento e dos modos de jato
 - Jato único: 1 LED
 - Jato duplo: 2 LEDs
 - Jato triplo: 3 LEDs
- 7 Botão de alimentação/modo
- 8 Botão de ejeção
- 9 Copo da pega amovível
- 10 Reservatório amovível
- 11 Tampa do reservatório

Nota: O conteúdo da caixa pode variar com base no modelo adquirido.

Carregamento



- 1 Ligue o carregador a uma tomada elétrica.




- 2 Insira a pega AirFloss no copo da estação de enchimento e recarga, com a porta do reservatório AirFloss voltada para a estação de enchimento e recarga. Certifique-se de que a pega está totalmente inserida no copo da pega, de modo a que os orifícios na porta do reservatório da pega estejam alinhados com as portas no posto da estação de enchimento e recarga.

Nota 1: A AirFloss só irá carregar se for inserida na direção mencionada acima.

Nota 2: A estação de enchimento e recarga pode carregar outros dispositivos da Philips Sonicare, incluindo as seguintes escovas de dentes recarregáveis Philips Sonicare: 3-Series, Flexcare, Flexcare+, Flexcare Platinum, HealthyWhite, HealthyWhite+ e EasyClean.

Começar a usar o seu aparelho

Antes da primeira utilização, ligue a estação de enchimento e recarga e coloque a pega no copo da pega para a carregar durante 24 horas.




- 1 Retire o reservatório da base da estação de enchimento e recarga.




- 2 Retire a tampa do reservatório e encha-o. Para melhores resultados com a sua AirFloss, recomendamos que utilize um elixir bucal antimicrobiano (tal como o Sonicare BreathRx).

Nota: Não se recomenda a utilização com água.

Nota: Encha o reservatório apenas até à indicação MAX.



- 3 Coloque a tampa do reservatório no reservatório.



- 4 Coloque o reservatório na base.

Nota: o reservatório da estação de enchimento e recarga acomoda líquido suficiente para cerca de 23 recargas da AirFloss Ultra ou 40 recargas da AirFloss original.

Nota: Não utilize com elixir bucal que contenha miristato de isopropilo (por exemplo, Dental Active) ou altas concentrações de óleos essenciais, visto que estes podem danificar o produto. Isto inclui todos os elixires bucais vendidos em embalagens de vidro ou cerâmica. Além disso, não utilize com elixires bucais que contenham peróxido de hidrogénio nem com elixires comercializados em embalagens opacas.

Utilizar a estação de enchimento e recarga



- 1 Encaixe a pega AirFloss e o copo da pega na estação de enchimento e recarga (ouvirá um clique). Quando ouvir um clique, a AirFloss está totalmente encaixada e começa a encher automaticamente (poderá conseguir ouvir o enchimento da bomba e/ou ver as bolhas indicadoras do enchimento).

Nota: A estação de enchimento e recarga enche a pega AirFloss em 10 segundos.




2 Assim que esteja cheia, prima o botão de ejeção para libertar a pega AirFloss e o copo da pega (se o botão de ejeção for premido antes de a bomba parar, a bomba desliga-se automaticamente, mas o reservatório da pega AirFloss pode não estar cheio).



3 Retire a pega AirFloss e comece a utilizar a sua AirFloss.

4 Para minimizar o tempo necessário para a sua rotina diária de higiene oral, sugerimos que volte a encher a pega AirFloss imediatamente após a utilização, para que esteja pronta para a rotina do dia seguinte.


Utilização da AirFloss Ultra



1 Certifique-se de que a AirFloss está ligada. Se estiver desligada, prima e solte o botão de alimentação/modo para ligar o produto.

- Pode alterar os modos para obter o número pretendido de jatos de cada vez que prime o botão de ativação. Para obter os melhores resultados, utilize o modo de jato triplo (a predefinição) a partir dos lados exterior e interior dos seus dentes.
- Para alterar os modos, prima o botão de alimentação/modo para percorrer os modos até alcançar o modo pretendido. Os LEDs indicam o modo selecionado:

Jato único: 1 LED





Jato duplo: 2 LEDs



Jato triplo: 3 LEDs

Nota: a AirFloss memoriza o modo que foi selecionado por último e está pronta para a próxima utilização. Se a sua AirFloss ficar totalmente sem carga, esta entrará no modo predefinido de jato triplo depois de ter sido carregada.



- 1 Coloque a ponta do bico entre dois dentes na linha das gengivas. Feche ligeiramente os lábios sobre o bico quando este estiver na posição correta para evitar salpicos.



- 2 Prima o botão de ativação para aplicar 1 a 3 jatos (dependendo do modo selecionado) de ar e microgotas de elixir bucal entre os dentes.

- 3 Deslize a ponta do bico ao longo da linha das gengivas até a sentir alojar-se no espaço entre os próximos dois dentes.



- 4 Continue até ter pulverizado a parte da frente e de trás para todos os espaços entre os dentes, incluindo atrás dos dentes posteriores.

- 5 Para desligar a AirFloss, mantenha o botão de alimentação/modo premido durante um segundo.

Nota: Volte a encher o reservatório da pega, se necessário.

Função de jatos automáticos

Mantenha o botão de ativação premido para aplicar jatos continuamente, aproximadamente um intervalo de um segundo entre cada conjunto de jatos.


Função de desligar automático

A AirFloss desliga-se automaticamente se não for utilizada durante um minuto.


Instruções de inserção e remoção do carregador

O carregador da estação de enchimento e recarga pode ser retirado e utilizado em separado, como um carregador autónomo, para a sua AirFloss e para muitas outras escovas de dentes Philips Sonicare.

Para retirar o carregador




- 1 Retire o reservatório da base da estação de enchimento e recarga.
- 2 Vire a base da estação de enchimento e recarga para cima ou de lado.




- 3 Puxe o cabo do carregador pela parte inferior da base e puxe o carregador para fora.


Para inserir o carregador



- 1 Retire o reservatório da base da estação de enchimento e recarga.
- 2 Vire a base da estação de enchimento e recarga para cima ou de lado.



- 3 Insira a base do carregador da parte inferior da estação de enchimento e recarga, com a ficha do carregador voltada para cima. Irá ouvir um clique assim que encaixar completamente.



- 4 Utilize o cabo enrolado à volta da estação de enchimento e recarga até ao comprimento pretendido.

Características da estação de enchimento e recarga

- 1 Enchimento automático que inicia logo após o encaixe da pega
- 2 Enchimento rápido que enche o reservatório da pega AirFloss em apenas 10 segundos
- 3 Reservatório amovível para enchimento e limpeza fáceis
- 4 Tampa de reservatório para assegurar que o fluido do reservatório não é contaminado
- 5 Copo da pega amovível para limpeza fácil
- 6 Carregador de viagem amovível (pré-instalado) para permitir uma utilização em movimento da sua AirFloss enquanto viaja durante mais do que 2 semanas

- 7 Enrolador do fio para personalização de acordo com as necessidades da arrumação da sua casa de banho

Limpeza

Estação de enchimento e recarga e pega

O produto deve ser limpo regularmente, do seguinte modo:

- Se utilizar elixir bucal no dispositivo, limpe de 4 em 4 semanas.
- Se utilizar água no dispositivo, limpe todas as semanas.

Limpe o dispositivo do seguinte modo:

- 1 Esvazie o elixir bucal do reservatório da estação de enchimento e recarga e do reservatório da pega.





- 2 Encha o reservatório da estação com água quente.



- 3 Coloque a pega no respetivo copo e encaixe-o na estação de enchimento e recarga; deixe a estação encher a pega até o motor parar (10 segundos).






- 4 Ejete a peca AirFloss e o copo da peca da estação de enchimento e recarga, mas não a retire a peca AirFloss do respectivo copo. Volte a encaixar a peca AirFloss e o copo da peca para acionar a estação de enchimento e recarga uma segunda vez.
- 5 Repita esta operação durante um total de três ciclos de enchimento.
- 6 Ejete o copo da peca e retire a peca AirFloss do copo da peca. Mantenha o botão de ativação premido para enxaguar a peca até o reservatório da peca estar vazio.
- 7 Esvazie a água do reservatório da estação de enchimento e recarga.
- 8 Coloque a peca AirFloss no copo da peca e encaixe o copo da peca na estação de enchimento e recarga, executando mais um ciclo e eliminando qualquer líquido restante entre o reservatório e a peca na estação de enchimento e recarga.
- 9 Ejete a peca AirFloss e o copo da peca, retire a peca AirFloss do copo da peca, abra a porta da peca AirFloss para esvaziar a água restante ou prima o botão de ativação na peca para pulverizar qualquer água residual pelo bico da AirFloss até o reservatório da peca estar vazio.
- 10 O copo da peca da estação de enchimento e recarga pode ser facilmente retirado de modo a limpar a estação de enchimento e recarga:
 - a Retire o reservatório da base da estação de enchimento e recarga.


142 Português



- b Ejete a peca AirFloss e o copo da peca e retire a peca AirFloss do copo da peca.



- c Para retirar o copo da peca: agarre na parte inferior do copo da peca (com ambas as mãos) a partir da respetiva base pela parte da frente e de trás. Lave o copo da peca com água morna.



- d Para inserir o copo da peca: faça-o deslizar para dentro da base. Irá ouvir um clique assim que encaixar.



- 11** Esvazie e seque o reservatório da estação de enchimento e recarga.



- 12** Encha o reservatório da estação de enchimento e recarga com um novo elixir bucal, coloque a peca no respetivo copo e encaixe-o na estação de enchimento e recarga para encher o reservatório da peca.

- 13** A sua AirFloss está agora pronta a usar.

Pega e bico


Se pretender limpar a sua peca AirFloss entre as limpezas da estação de enchimento e recarga, por exemplo, se a sua AirFloss ficar obstruída, encha o

reservatório da pega com água morna e prima o botão de ativação até o reservatório ficar vazio.

Nota: Não limpe o bico, a pega, a estação de enchimento e recarga, o copo da pega, o reservatório amovível, a tampa do reservatório ou o carregador na máquina de lavar loiça.

Nota: Não utilize detergentes para limpar o produto. A fórmula ou intensidade de alguns agentes de limpeza pode danificar a AirFloss.

1 Retire o bico da pega. Enxague o bico depois de cada utilização.




2 Abra o reservatório e enxague-o em água corrente para eliminar os resíduos.

Sugestão: também pode utilizar um cotonete para limpar o reservatório e eliminar os resíduos restantes.

Nota: não imerja a pega em água.

Nota: se não remover os resíduos do bico ou do reservatório, isto pode resultar em condições não higiénicas.

3 Limpe a superfície da pega com um pano húmido.



Arrumação

Se não pretender utilizar a estação de enchimento e recarga por um longo período de tempo, desligue-a da tomada elétrica, limpe-a e guarde-a

num local fresco e seco, afastada da luz solar direta. Pode utilizar o enrolador do fio para guardar o cabo de alimentação de forma conveniente.

O carregador pode ser removido da estação de enchimento e recarga e pode ser utilizado em separado para carregar a sua AirFloss ou outros dispositivos Philips Sonicare.

Reciclagem



- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).



- Este símbolo significa que este produto contém uma bateria recarregável incorporada que não deve ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns (2006/66/CE). Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.
- Cumpra as regras nacionais de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos, e pilhas recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.


Retirar a bateria recarregável

Estação de enchimento e recarga

Tenha em atenção que este processo é irreversível.

Para retirar a bateria, é necessário um martelo, uma chave de parafusos Philips e uma tesoura. Respeite as precauções básicas de segurança quando executar o procedimento descrito em baixo. Proteja os olhos, as mãos, os dedos e a sua superfície de trabalho.

- 1 Desligue o dispositivo.
- 2 Retire a pega AirFloss, o reservatório e o carregador da estação de enchimento e recarga.
- 3 Utilizando uma chave de parafusos Phillips, retire os 2 parafusos ilustrados na imagem. Retire também os 2 parafusos por baixo dos pés de borracha.



- 4 Retire os parafusos e o fundo de plástico da estação de enchimento e recarga.



- 5 Corte os fios para separar as baterias recarregáveis do aparelho.
- 6 Elimine as pilhas de forma adequada.




Pega AirFloss

Tenha em atenção que este processo é irreversível.

146 Português



- 1 Para descarregar completamente a bateria, prima repetidamente o botão de ativação até a AirFloss parar de emitir jatos de ar.



- 2 Retire o bico da pega da AirFloss.




- 3 Agarre firmemente a pega com uma mão na parte superior e a outra mão na parte inferior.




- 4 Separe a pega em duas partes.

Nota: Este passo requer alguma força física. As metades superior e inferior da pega devem separar-se assim que desencaixa a pega.




- 5 Retire a metade inferior da pega.

- 6 Corte os 6 fios no componente interno com uma tesoura.



- 7 Retire totalmente os componentes internos da parte superior da pega.



- 8 A bateria está localizada no interior da metade superior da pega. Retire a bateria e elimine-a corretamente (não no lixo doméstico).



Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Restrições à garantia

As seguintes situações não estão abrangidas pelos regulamentos da garantia internacional:

- Bico AirFloss Ultra
- Danos causados pela utilização de peças de substituição não autorizadas.
- Danos causados por utilização indevida, abuso, negligência, alterações ou reparação não autorizada.
- Desgaste normal, incluindo falhas, riscos, erosão, descoloração ou desvanecimento.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Χρησιμοποιήστε το AirFloss Ultra με το αγαπημένο σας στοματικό διάλυμα στο πλαίσιο της καθημερινής σας στοματικής φροντίδας. Πέρα από το βούρτσισμα, το AirFloss Ultra βοηθά στη μείωση της πλάκας ανάμεσα στα δόντια προκειμένου να βελτιώσει την υγεία των ούλων σας.

Important

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Κρατήστε τη βάση φόρτισης μακριά από νερό. Μην την τοποθετείτε ή την αποθηκεύετε πάνω από ή κοντά σε νερό που περιέχεται σε μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες κ.λπ. Μην βυθίζετε τη βάση φόρτισης σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης είναι εντελώς στεγνή προτού τη συνδέσετε στην πρίζα.

Προειδοποίηση

- Το καλώδιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να απορριψετε τη βάση φόρτισης.

- Να αντικαθιστάτε πάντα τη βάση φόρτισης με γνήσια ανταλλακτικά για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, να χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση φόρτισης HX6100 που παρέχεται με το AirFloss Ultra.
- Αν η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (στόμιο ψεκασμού AirFloss Ultra, λαβή ή/και βάση φόρτισης), σταματήστε να την χρησιμοποιείτε.
- Αυτή η συσκευή δεν περιλαμβάνει επισκευάσιμα εξαρτήματα. Αν η συσκευή υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας (βλ. κεφάλαιο «Εγγύηση και υποστήριξη»).
- Μη χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφάλειά της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.

Προσοχή

- Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχετε χειρουργηθεί πρόσφατα στο στόμα ή τα ούλα, εάν πάσχετε από κάποια χρόνια πάθηση των δοντιών, εάν έχετε υποβληθεί τους τελευταίους 2 μήνες σε εκτεταμένη οδοντιατρική θεραπεία ή εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την οδοντιατρική σας θεραπεία (σφραγίσματα, θήκες κ.λπ.).

- Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας εάν παρουσιαστεί υπερβολική αιμορραγία μετά τη χρήση αυτής της συσκευής ή εάν η αιμορραγία εξακολουθεί να παρουσιάζεται μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για τις ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Αν έχετε βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν από τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικά εξαρτήματα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο στόμιο ψεκασμού.
- Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, μη γεμίζετε το δοχείο με ζεστό νερό. Μη βάζετε ξένα αντικείμενα στο δοχείο.
- Να χρησιμοποιείτε το AirFloss Ultra αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

- Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, μην ψεκάζετε κάτω από τη γλώσσα ή μέσα στα αυτιά, τη μύτη, τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.
- Το AirFloss Ultra και η μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και για να περιορίζεται ο σχηματισμός ανεπιθύμητου βιοϋμενίου (βλέπε 'Καθάρισμα').
- Μην καθαρίζετε το στόμιο ψεκασμού, τη λαβή, τη βάση φόρτισης, το δοχείο νερού και το κάλυμμα του AirFloss Ultra σε πλυντήριο πιάτων ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην βάζετε ισοπροπυλική αλκοόλη ή άλλα υγρά καθαρισμού στο δοχείο, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κατάποσης.
- Το AirFloss Ultra αποτελεί συσκευή προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται για χρήση σε πολλούς ασθενείς σε οδοντιατρεία ή ιατρικά κέντρα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


Η μονάδα Philips AirFloss Ultra και Αναπλήρωσης και Φόρτισης (Εικ. 1)

1 Στόμιο ψεκασμού

- 2 Στόμιο AirFloss Ultra
- 3 Κουμπί ενεργοποίησης
- 4 Δοχείο και θύρα δοχείου
- 5 Λαβή
- 6 Ενδείξεις λειτουργίας φόρτισης και ριπής
 - Μονή ριπή: 1 LED
 - Διπλή ριπή: 2 LED
 - Τριπλή ριπή: 3 LED
- 7 Κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργιών
- 8 Κουμπί εξαγωγής
- 9 Αφαιρούμενο καπάκι λαβής
- 10 Αποσπώμενο δοχείο
- 11 Καπάκι δοχείου

Σημείωση: Το περιεχόμενο της συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

Φόρτιση



- 1 Συνδέστε τη βάση φόρτισης σε μια πρίζα.




- 2 Τοποθετήστε τη λαβή AirFloss μέσα στο καπάκι της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης, με το πορτάκι του δοχείου AirFloss στραμμένο προς τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει τοποθετηθεί πλήρως μέσα στο καπάκι της λαβής έτσι, ώστε οι οπές στο πορτάκι του δοχείου της λαβής να ευθυγραμμίζονται με τις θύρες στη δοκό της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.

Σημείωση 1: Το AirFloss φορτίζει μόνο αν είναι τοποθετημένο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται παραπάνω.

Σημείωση 2: Η μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης μπορεί να φορτίσει και άλλες συσκευές Philips Sonicare, όπως τις εξής επαναφορτιζόμενες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Philips Sonicare: 3-Series, Flexcare, Flexcare+, HealthyWhite, HealthyWhite+ και EasyClean.

Έναρξη

Πριν από την πρώτη χρήση, συνδέστε τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης και τοποθετήστε τη λαβή στο καπάκι της λαβής και αφήστε το να φορτιστεί για 24 ώρες.



- 1 Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.




- 2 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου και πληρώστε το δοχείο. Για βέλτιστα αποτελέσματα με τη χρήση του AirFloss, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα (όπως το Philips Sonicare BreathRx).

Σημείωση: Δεν συνιστάται για χρήση με νερό.

Σημείωση: Γεμίστε το δοχείο μόνο μέχρι την ένδειξη MAX.



- 3 Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου επάνω στο δοχείο.



- 4 Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση.

Σημείωση: Το δοχείο της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης κρατά αρκετό υγρό για περίπου 23 γεμίσματα του AirFloss Ultra ή 40 γεμίσματα του αρχικού AirFloss.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε με στοματικό διάλυμα που περιέχει μυριστικό ισοπροπύλιο (π.χ. Dental Active) ή υψηλές συγκεντρώσεις αιθέριων ελαίων, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα στοματικά διαλύματα που πωλούνται σε γυάλινη ή κεραμική συσκευασία. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε με στοματικά διαλύματα που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου ή διαλύματα για πλύσεις που πωλούνται με αδιαφανή συσκευασία.

Χρήση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης



- 1 Κλειδώστε τη λαβή και το καπάκι της λαβής AirFloss από τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης («κλικ»). Όταν ακούσετε το «κλικ», το AirFloss έχει ασφαλίσει εντελώς και η πλήρωση θα αρχίσει αυτόματα (ενδεχομένως να μπορείτε να ακούσετε την αντλία να γεμίζει ή/και να δείτε φυσαλίδες που υποδεικνύουν ότι η πλήρωση είναι σε εξέλιξη).

Σημείωση: Η μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης πληρώνει τη λαβή AirFloss σε 10 δευτερόλεπτα.




- 2 Όταν πληρωθεί, πατήστε το κουμπί εξόδου για να αποδεσμεύσετε τη λαβή AirFloss και το καπάκι της λαβής (αν το κουμπί εξόδου πατηθεί πριν σταματήσει η αντλία, η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα, αλλά το δοχείο της λαβής AirFloss ενδέχεται να μην είναι πλήρες).




- 3 Αφαιρέστε τη λαβή AirFloss και ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το AirFloss.
- 4 Για να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο που χρειάζεστε για την καθημερινή φροντίδα των δοντιών σας, συνιστάται να αναπληρώνετε τη λαβή AirFloss αμέσως μετά τη χρήση, ώστε να είναι άμεσα έτοιμη για χρήση την επόμενη ημέρα.

Χρήση του AirFloss Ultra



- 1 Βεβαιωθείτε ότι το AirFloss είναι ενεργοποιημένο. Εάν είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και αφήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 - Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες για να έχετε τον επιθυμητό αριθμό ριπών κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ενεργοποίησης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τριπλής ριπής (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό των δοντιών σας.
 - Για να αλλάξετε λειτουργία, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργίας για να μεταβείτε κυκλικά στις λειτουργίες μέχρι να φτάσετε σε αυτήν που θέλετε. Οι λυχνίες LED υποδεικνύουν την επιλεγμένη λειτουργία:
Μονή ριπή: 1 LED





Διπλή ριπή: 2 LED



Τριπλή ριπή: 3 LED

Σημείωση: Το AirFloss θυμάται ποια λειτουργία επιλέχτηκε τελευταία και είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση. Εάν αδειάσει η μπαταρία του AirFloss, επιστρέφει στην προεπιλεγμένη λειτουργία τριπλής ριπής μετά τη φόρτισή του.



1 Τοποθετήστε την άκρη ψεκασμού ανάμεσα σε δύο δόντια στη γραμμή των ούλων. Κλείστε ελαφρώς τα χείλη σας γύρω από το στόμιο ψεκασμού όταν βρίσκεται στην επιθυμητή θέση, ώστε να αποφύγετε το πιτσιλίσμα.



2 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να παρέχετε 1-3 ριπές (ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία) αέρα και στοματικού διαλύματος σε μορφή μικροσταγονιδίων ανάμεσα στα δόντια.

3 Μετακινήστε το στόμιο κατά μήκος της γραμμής των ούλων, μέχρι να αισθανθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στα επόμενα δύο δόντια.



4 Συνεχίστε έως ότου έχετε ψεκάσει από μπροστά και πίσω όλα τα κενά στα δόντια σας, καθώς και στο πίσω μέρος των πίσω δοντιών.

5 Για να απενεργοποιήσετε το AirFloss, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργίας για ένα δευτερόλεπτο.

Σημείωση: Γεμίστε ξανά το δοχείο της λαβής, εάν είναι απαραίτητο.

Λειτουργία αυτόματης ριπής

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για να παράγετε συνεχείς ριπές ανά περίπου ένα δευτερόλεπτο.


Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Το AirFloss απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα λεπτό.


Οδηγίες τοποθέτησης και αφαίρεσης φορτιστή

Ο φορτιστής της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά ως αυτόνομος φορτιστής για το AirFloss και για πολλές άλλες λαβές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare.

Για να αφαιρέσετε το φορτιστή




- 1 Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης ανάποδα ή πλάγια.




- 3 Τραβήξτε το καλώδιο του φορτιστή από το κάτω μέρος της βάσης και τραβήξτε το φορτιστή.

Για να τοποθετήσετε το φορτιστή



- 1 Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης ανάποδα ή πλάγια.



- 3 Τοποθετήστε τη βάση του φορτιστή από το κάτω μέρος της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης, με τον πείρο του φορτιστή να προεξέχει. Όταν κουμπώσει πλήρως θα ακούσετε ένα «κλικ».
- 4 Χρησιμοποιήστε το στήριγμα καλωδίου γύρω από τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης για να επιλέξετε το μήκος που θέλετε.

Χαρακτηριστικά της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης

- 1 Αυτόματη αναπλήρωση που ξεκινά αμέσως με το κούμπωμα της λαβής
- 2 Γρήγορη πλήρωση που πληρώνει εντελώς το δοχείο της λαβής AirFloss σε μόλις 10 δευτερόλεπτα
- 3 Αποσπώμενο δοχείο για εύκολη πλήρωση και καθαρισμό
- 4 Καπάκι δοχείου, ώστε να αποτραπεί η μόλυνση του υγρού του δοχείου
- 5 Αποσπώμενο καπάκι λαβής μέρη για εύκολο καθαρισμό
- 6 Αποσπώμενος φορτιστής ταξιδιού (προεγκατεστημένος) που επιτρέπει τη χρήση του AirFloss εν κινήσει, όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού για περισσότερες από 2 εβδομάδες
- 7 Στήριγμα καλωδίου για προσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες αποθήκευσης στο μπάνιο


Καθάρισμα

Μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης και λαβή

Το προϊόν θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ως εξής:

- Όταν χρησιμοποιείτε στοματικό διάλυμα στη συσκευή, θα πρέπει να την καθαρίζετε κάθε 4 εβδομάδες.
- Όταν χρησιμοποιείτε νερό στη συσκευή, θα πρέπει να την καθαρίζετε κάθε εβδομάδα.

Καθαρίστε τη συσκευή ως εξής:



- 1 Αδειάστε το στοματικό διάλυμα από το δοχείο της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης και το δοχείο της λαβής.




- 2 Πληρώστε το δοχείο της μονάδας με χλιαρό νερό.



- 3 Τοποθετήστε τη λαβή στο καπάκι της λαβής και κουμπώστε την στη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης, αφήνοντας τη μονάδα να πληρώσει τη λαβή έως ότου σταματήσει το μοτέρ (10 δευτερόλεπτα).



- 4 Βγάλτε τη λαβή του AirFloss και το καπάκι της λαβής από τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης, αλλά μην αφαιρέσετε τη λαβή AirFloss από το καπάκι της λαβής. Επανασυμπλέξτε τη λαβή AirFloss και το καπάκι της λαβής για να εκτελέσετε τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης δεύτερη φορά.
- 5 Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία μία ακόμη φορά για συνολικά τρεις κύκλους πλήρωσης.



6 Βγάλτε το καπάκι της λαβής και αφαιρέστε τη λαβή AirFloss από το καπάκι της λαβής. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης, για να αδειάσετε τη λαβή, έως ότου το δοχείο της λαβής να είναι κενό.

7 Αδειάστε νερό από δοχείο μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.


8 Τοποθετήστε τη λαβή του AirFloss στο καπάκι της λαβής και συμπλέξτε το καπάκι της λαβής στη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης, εκτελώντας ακόμα έναν κύκλο και καθαρίζοντας τυχόν υπολειπόμενο υγρό ανάμεσα στο δοχείο και τη λαβή στη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης.




9 Βγάλτε τη λαβή AirFloss και το καπάκι της λαβής, αφαιρέστε τη λαβή AirFloss από το καπάκι της λαβής, ανοίξτε τη θύρα της λαβής AirFloss για να αφαιρέσετε το υπολειπόμενο νερό ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στη λαβή για να ψεκάσετε υπολειπόμενο νερό από το στόμιο ψεκασμού AirFloss έως ότου αδειάσει το δοχείο της λαβής.

10 Το καπάκι της λαβής της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα προκειμένου να καθαριστεί η μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης:


a Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.



b Βγάλτε τη λαβή του AirFloss και το καπάκι της λαβής και αφαιρέστε τη λαβή AirFloss από το καπάκι της λαβής.



c Για να αφαιρέσετε το καπάκι της λαβής: τοιμπήστε τη βάση του καπακιού της λαβής (χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια) από τη βάση της από μπροστά και από πίσω. Καθαρίστε το καπάκι της λαβής με ζεστό νερό.



d Για να εισαγάγετε το καπάκι της λαβής: σύρετε το καπάκι της λαβής στη βάση. Θα ακούσετε ένα κλικ μόλις κουμπώσει.



11 Αδειάστε και στεγνώστε το δοχείο της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.



12 Πληρώστε το δοχείο της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης με νέο στοματικό διάλυμα, τοποθετήστε τη λαβή στο καπάκι της λαβής και κουμπώστε την στη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης, για να πληρωθεί το δοχείο της λαβής.


13 Το AirFloss είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Λαβή και στόμιο ψεκασμού

Αν θελήσετε να καθαρίσετε τη λαβή AirFloss μεταξύ των καθαρισμών της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης, για παράδειγμα, αν το AirFloss έχει φράξει, γεμίστε το δοχείο της λαβής με ζεστό νερό και πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να αδειάσει το δοχείο.

Σημείωση: Μην καθαρίζετε το στόμιο ψεκασμού, τη λαβή, τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης, το καπάκι της λαβής, το αφαιρέσιμο δοχείο, το καπάκι του δοχείου ή το φόρτιση σε πλυντήριο πιάτων.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν. Η σύνθεση ή η ισχύς ορισμένων καθαριστικών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο AirFloss.



- 1 Αφαιρέστε το στόμιο ψεκασμού από τη λαβή. Ξεπλένετε το στόμιο ψεκασμού μετά από κάθε χρήση.




- 2 Ανοίξτε το δοχείο και ξεπλένετέ το κάτω από τη βρύση για να απομακρύνετε τα υπολείμματα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σκουπίσετε το δοχείο και να αφαιρέσετε τα υπόλοιπα υπολείμματα με μια μπατονέτα.

Σημείωση: Μη βυθίζετε τη λαβή στο νερό.

Σημείωση: Αν δεν απομακρύνετε τα υπολείμματα από το στόμιο ή το δοχείο, ενδέχεται να προκληθούν ανθυγιεινές συνθήκες.



- 3 Καθαρίστε ολόκληρη την επιφάνεια της λαβής με ένα υγρό πανί.

Αποθήκευση

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σπήριγμα καλωδίου, για να αποθηκεύσετε το καλώδιο ρεύματος οργανωμένα.

Ο φορτιστής μπορεί να αφαιρεθεί από τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης και να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά για τη φόρτιση του AirFloss ή άλλων συμβατών συσκευών Philips Sonicare.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σκουπίδια (2012/19/ΕΕ).



- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ). Σας συμβουλεύουμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο επισκευών της Philips για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ένας επαγγελματίας.
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας


Μονάδα αναπλήρωσης και φόρτισης

Σημειώστε ότι η διαδικασία αυτή είναι μη αναστρέψιμη.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, χρειάζεστε ένα κατσαβίδι Philips-Head και ψαλίδι. Εφαρμόστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας όταν θα ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τα

μάτια, τα χέρια, τα δάχτυλα σας και την επιφάνεια πάνω στην οποία εργάζεστε.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή.
- 2 Αφαιρέστε τη λαβή, το δοχείο και το φορτιστή AirFloss από τη μονάδα Αναπλήρωσης και Φόρτισης.
- 3 Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips-head, αφαιρέστε τις 2 βίδες που εμφανίζονται στην εικόνα. Επίσης, αφαιρέστε τις 2 βίδες κάτω από τα λαστιχένια ποδαράκια.



- 4 Αφαιρέστε τις βίδες και τον πλαστικό πάτο της μονάδας Αναπλήρωσης και Φόρτισης.




- 5 Κόψτε τα καλώδια για να διαχωρίσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τη συσκευή.
- 6 Απορρίψτε τις μπαταρίες κατάλληλα.




Λαβή AirFloss


Σημειώστε ότι η διαδικασία αυτή είναι μη αναστρέψιμη.

- 1 Για να αδειάσετε την μπαταρία, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ενεργοποίησης μέχρι το AirFloss να μην εκτοξεύει πλέον αέρα.





2 Αφαιρέστε το στόμιο ψεκασμού AirFloss από τη λαβή.




3 Πιάστε σταθερά τη λαβή με το ένα χέρι στο επάνω μέρος και με το άλλο χέρι στο κάτω μέρος.




4 Ασφαλίστε τη λαβή σε δύο μέρη.


Σημείωση: Αυτό το βήμα απαιτεί μια καλή ποσότητα σωματικής δύναμης. Το επάνω και το κάτω μισό τμήμα της λαβής θα πρέπει να διαχωριστούν μόλις ασφαλίσει η λαβή.



5 Αφαιρέστε το μισό κάτω τμήμα της λαβής.



6 Κόψτε και τα 6 καλώδια στο εσωτερικό εξάρτημα με ψαλίδι.



- 7 Απομακρύνετε τελείως το εσωτερικό εξάρτημα από το επάνω μέρος της λαβής.



- 8 Η μπαταρία βρίσκεται μέσα στο πάνω μισό της λαβής. Αφαιρέστε τη μπαταρία και απορρίψτε την όπως ενδείκνυται (όχι με τα οικιακά απορρίμματα).

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Περιορισμοί εγγύησης

Οι όροι της διεθνούς εγγύησης δεν καλύπτουν τα εξής:

- Στόμιο AirFloss Ultra
- Βλάβες που προκαλούνται από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, τροποποιήσεις ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
- Φυσική φθορά και ρωγμές, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, αποχρωματισμού ή ξεθωριάσματος.

— |

| —

— |

| —



www.philips.com/Sonicare

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Tous droits réservés. Philips et le blason Philips sont des marques de commerce de KPNV. Sonicare et le logo Sonicare sont des marques de commerce de Philips Oral Healthcare, LLC et (ou) KPNV.



4235.021.1636.2 (20/1/2017)