

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

PR3723
PR3721



PHILIPS



ENGLISH	6
DANSK	9
ESPAÑOL	12
SUOMI	15
NORSK	18
PORTUGUÊS	21
SVENSKA	24

Introduction

Read this user manual carefully before you use the straps for the BlueTouch Pain Relief Patch and save it for future reference.

Intended use

The BlueTouch Pain Relief Patch is a device that is intended to be used on the upper or lower back and that can be positioned and adjusted on the treatment area by means of a fabric strap.

There are separate straps for upper back and lower back.

- Lower back straps are available under type number PR3723.
- Upper back straps are available under type number PR3721.

The straps are designed to be used with BlueTouch product types PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 and PR3743.

Important

- Use the BlueTouch Pain Relief Patch in one of the Philips straps that has been specially designed for it.
- To prevent damage to the BlueTouch Pain Relief straps, wash them in a fine-mesh washing bag.

Product overview (Fig. 1)

- 1 Upper back strap PR3721
- 2 Lower back strap PR3723
- 3 Extension strap PR3723

Using your BlueTouch straps

You position the BlueTouch Pain Relief Patch on your body with one of the straps supplied with the device. There is a special strap for treatment of the upper back and a special strap for treatment of the lower back.

Note: Do not wear multiple layers of clothing or tight or thick clothing over the BlueTouch Pain Relief Patch.

Positioning the lower back strap

To place the BlueTouch Pain Relief Patch in the lower back strap, follow the steps below.

- 1** Place the lower back strap and the BlueTouch Pain Relief Patch in front of you on a table. Slide the left side of the BlueTouch Pain Relief Patch behind the elastic edge of the opening in the strap. (Fig. 2)
- 2** Then slide the other end of the BlueTouch Pain Relief Patch behind the opposite elastic edge of the opening so that the whole patch is inside the lower back strap. Check to make sure that material of the strap does not cover the LEDs. If necessary, shift the BlueTouch Pain Relief Patch a little (Fig. 3).
- 3** Remove clothing from the area to be treated.

Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and free from creams, lotions and other cosmetics.

- 4** Wrap the lower back strap with the BlueTouch Pain Relief Patch in it around your waist with the treatment area of the device facing your back (Fig. 4).
- 5** Fasten the lower back strap with the Velcro strips on both ends of the lower back strap (Fig. 5).

Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the area to be treated and the treatment area is in contact with the skin.

6 If the lower back strap does not fit around your body, you can do the following.

- 1 Attach the extension strap to the Velcro strip on one end of the lower back strip (Fig. 6).
- 2 Then wrap the extended lower back strip around your body (Fig. 7).
- 3 Fasten the lower back strap with the Velcro strip at a width that feels comfortable (Fig. 8).

Positioning the upper back strap**1 To put the BlueTouch Pain Relief Patch in the upper back strap, follow the same procedure as described in steps 1 and 2 in section 'Positioning the lower back strap' above.****2 Remove clothing from the area to be treated.**

Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and free from creams, lotions and other cosmetics.

3 Put on the upper back strap like a backpack. First, put one arm through the shoulder sling on one side. Then do the same on the other side (Fig. 9).

Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the area to be treated and the LED area is in contact with the skin.

4 Tighten the shoulder slings by pulling the elastic straps (Fig. 10).**Cleaning**

Always remove the BlueTouch Pain Relief Patch from the strap before you put the strap in the washing machine to clean it.

- The BlueTouch Pain Relief straps can be washed in the washing machine (Fig. 11).

Caution: To prevent damage to the BlueTouch Pain Relief straps, wash them in a fine-mesh washing bag.

- Use a gentle cycle and a temperature of 30°C maximum. Dry the BlueTouch Pain Relief straps on the air and not in the tumble dryer. Do not iron the straps.

Replacement

You can buy new straps from your dealer or in the online shop at www.shop.philips.com/service.

Lower back straps

- PR3723: Lower back strap

Upper back straps

- PR3721: Upper back strap

Guarantee and support

If you need service or information or if you have a problem, please visit our website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre. Its telephone number is:

- Denmark: 35 44 41 30 (Monday to Friday 09:00 - 18:00)
- Finland: 09 88 62 50 41 (Monday - Friday 09:00 - 18:00)
- Norway: 22 97 19 50 (Monday to Friday 09:00 - 18:00)
- Portugal: 800 780 903 (free of charge, Monday - Friday: 09:00 - 18:00)
- Spain: 91 349 65 80 (Monday - Friday: 08:00 - 20:00; Saturday: 09:00 - 18:00)
- Sweden: 08-5792 9067 (Monday to Friday 09:00 - 18:00)
- United Kingdom: 0844 338 04 89 (5p/min. from a BT landline, other landline and mobile providers may charge more).

Guarantee restrictions

The guarantee of the BlueTouch Pain Relief device does not cover the straps.

Manufacturer's legal address

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Explanation of symbols

- This symbol means: Wash at a temperature of 30°C max (Fig. 12).
- This symbol means: Do not bleach (Fig. 13).
- This symbol means: Do not tumble-dry (Fig. 14).
- This symbol means: Do not iron (Fig. 15).
- This symbol means: do not dry clean (Fig. 16).
- This symbol means that the material has been tested for harmful substances according to Oeko-Tex® standard 100. (Fig. 17)
- This symbol means that you have to use this strap on the lower back. (Fig. 18)
- This symbol means that you have to use this strap on the upper back (Fig. 19).
- This symbol means: Conforms to EC Directives. CE stands for 'Conformité Européenne'. 0344 indicates the notified body number (Fig. 20).
- This symbol means 'Manufactured by' and appears next to the address of the legal manufacturer (Fig. 21).
- This symbol means: read the user manual before you start using the device (Fig. 22).
- This symbol indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified (Fig. 23).
- This symbol means that the packaging material is recyclable (Fig. 24).

Introduktion

Læs denne brugervejledning nøje, før du bruger stropperne til BlueTouch-smertelindringsenheden, og gem den, hvis du skal bruge den senere.

Beregnet anvendelse

BlueTouch-smertelindringsenheden er beregnet til brug på den øvre eller nedre del af ryggen, og den kan placeres og justeres på behandlingsområdet ved hjælp af en stofstrop.

Der er særskilte stropper til den øvre og nedre del af ryggen.

- Stropperne til den nedre ryg kan fås under typenummer PR3723.
- Stropperne til den øvre ryg kan fås under typenummer PR3721.

Stropperne er udviklet til brug sammen med BlueTouch-produkttyperne PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 og PR3743.

Vigtigt

- Brug BlueTouch-smertelindringsenheden i én af Philips-stropperne, der er specielt udviklet til dette formål.
- Beskadigelse af BlueTouch-smertelindringsstropperne undgås ved at vaske dem i en finmasket vaskepose.

Produktoversigt (fig. 1)

- 1 Strop til den øvre ryg PR3721
- 2 Strop til den nedre ryg PR3723
- 3 Forlængerstrop PR3723

Sådan bruger du BlueTouch-stropperne

Du placerer BlueTouch-smertelindringsenheden på kroppen vha. én af stropperne, som følger med enheden. Der findes en særlig strop til behandling af den øvre ryg og en særlig strop til behandling af den nedre ryg.

Bemærk: Undlad at bære flere lag tøj eller stramt eller tykt tøj over BlueTouch-smertelindringsenheden.

Placering af stroppen til den nedre ryg

Følg nedenstående trin, hvis du vil placere BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen til den nedre ryg.

- 1** Placer stroppen til den nedre ryg og BlueTouch-smertelindringsenheden foran dig på et bord. Skub venstre side af BlueTouch-smertelindringsenheden bag stropåbningens elastiske kant. (fig. 2)
- 2** Skub derefter den anden ende af BlueTouch-smertelindringsenheden ind bag åbningens modsatte elastiske kant, så hele enheden er inde i stroppen til den nedre ryg. Kontroller, at stropens materiale ikke dækker LED'erne. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte BlueTouch-smertelindringsenheden en smule (fig. 3).
- 3** Fjern tøj fra det område, der skal behandles.

Bemærk: Sørg for, at huden på det område, der skal behandles, er ren, helt tør og fri for cremer og andre kosmetikprodukter.

- 4** Vikl stroppen til den nedre ryg med BlueTouch-smertelindringsenheden inden i rundt om livet med enhedens behandlingsområde vendt mod din ryg (fig. 4).
- 5** Fastgør stroppen til den nedre ryg med velcrobåndene i begge ender af stroppen til den nedre ryg (fig. 5).

Bemærk: Sørg for, at BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen er placeret på det område, der skal behandles, og at behandlingsområdet er i kontakt med huden.

6 Hvis stroppen til den nedre ryg ikke kan nå rundt om din krop, kan du gøre følgende.

- 1 Sæt forlængerstroppen fast på velcrobåndet på den ene ende af stroppen til den nedre ryg (fig. 6).
- 2 Viki forlængerstroppen til den nedre ryg rundt om kroppen (fig. 7).
- 3 Fastgør stroppen til den nedre ryg med velcrobåndet i en bredde, der føles behagelig (fig. 8).

Placering af stroppen til den øvre ryg

1 Hvis du vil lægge BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen til den øvre ryg, skal du følge samme procedure som beskrevet i trin 1 og 2 i afsnittet "Placering af stroppen til den nedre ryg" ovenfor.

2 Fjern tøj fra det område, der skal behandles.

Bemærk: Sørg for, at huden på det område, der skal behandles, er ren, helt tør og fri for cremer og andre kosmetikprodukter.

3 Tag stroppen til den øvre ryg på som en rygsæk. Før først én arm gennem skulderstroppen på den ene side. Gør derefter det samme på den anden side (fig. 9).

Bemærk: Sørg for, at BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen er placeret på det område, der skal behandles, og at LED-området er i kontakt med huden.

4 Stram skulderremmene ved at trække i de elastiske stropper (fig. 10).

Rengøring

Fjern altid BlueTouch-smertelindringsenheden fra stroppen, før du vasker stroppen i vaskemaskinen.

- BlueTouch-smertelindringsstropperne kan vaskes i vaskemaskinen (fig. 11).

Forsigtig: Beskadigelse af BlueTouch-smertelindringsstropperne undgås ved at vaske dem i en finmasket vaskepose.

- Brug en skånsom cyklus og en temperatur på maks. 30 °C. Lad BlueTouch-smertelindringsstropperne lufttørre – de må ikke tørres i tørretumbleren. Stroppeerne må ikke stryges.

Udskiftning

Du kan købe nye stropper hos din forhandler eller i onlinebutikken på **www.shop.philips.com/service**.

Stropper til den nedre ryg

- PR3723: Strop til den nedre ryg

Stropper til den øvre ryg

- PR3721: Strop til den øvre ryg

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem, kan du gå ind på vores websted på **www.philips.com/support**, eller du kan kontakte Philips Kundecenter:

Telefonnummeret er:

- Danmark: 35 44 41 30 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
- Finland: 09 88 62 50 41 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
- Norge: 22 97 19 50 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
- Portugal: 800 780 903 (gratis, mandag til fredag: 09:00 - 18:00)
- Spanien: 91 349 65 80 (mandag til fredag: 08:00 - 20:00; lørdag: 09:00 - 18:00)
- Sverige: 08-5792 9067 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
- Storbritannien: 0844 338 04 89 (5p/min. fra en BT-fastnettelefon, andre fastnet- og mobiludbydere kan opkræve yderligere).

Gældende forbehold i reklamationsretten

Garantien for BlueTouch-smertelindringsenheden dækker ikke stropperne.

Producentens registrerede adresse

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland

Forklaring af symboler

- Dette symbol betyder: Vask ved en temperatur på maks. 30 °C (fig. 12).
- Dette symbol betyder: Må ikke bleges (fig. 13).
- Dette symbol betyder: Må ikke tørretumbles (fig. 14).
- Dette symbol betyder: Må ikke stryges (fig. 15).
- Dette symbol betyder: Må ikke renses kemisk (fig. 16).
- Dette symbol betyder, at materialet er blevet testet for skadelige stoffer i henhold til Oeko-Tex® standard 100. (fig. 17)
- Dette symbol betyder, at du skal bruge denne strop på den nedre ryg. (fig. 18)
- Dette symbol betyder, at du skal bruge denne strop på den øvre ryg (fig. 19).
- Dette symbol betyder: Overholder EU-direktiver: CE står for "Conformité Européenne". 0344 angiver nummeret på det bemyndigende organ (fig. 20).
- Dette symbol betyder "Fremstillet af" og sidder ved siden af adressen på den juridiske producent (fig. 21).
- Dette symbol betyder: Læs brugervejledningen, inden apparatet tages i brug (fig. 22).
- Dette symbol angiver producentens sendingskode, så sendingen eller partiet kan identificeres (fig. 23).
- Dette symbol betyder, at emballagen er genanvendelig (fig. 24).

Introducción

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar las bandas del parche de alivio del dolor Philips BlueTouch y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Uso indicado

El parche de alivio del dolor BlueTouch es un dispositivo que se ha diseñado para utilizarse en la parte superior o inferior de la espalda. También se puede colocar y ajustar en la zona de tratamiento por medio de una banda de tela. Hay bandas independientes tanto para la parte superior como para la parte inferior de la espalda.

- El número de modelo de las bandas para la parte inferior de la espalda es PR3723.
 - El número de modelo de las bandas para la parte superior de la espalda es PR3721.
- Las bandas se han diseñado para utilizarse con los modelos de producto BlueTouch PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 y PR3743.

Importante

- Utilice el parche de alivio del dolor BlueTouch con una de las bandas de Philips especialmente diseñadas para este fin.
- Para que las bandas de alivio del dolor BlueTouch no se estropeen al lavarlas, métalas en una bolsa de malla fina para la lavadora.

Descripción del producto (fig. 1)

- 1 Banda para la parte superior de la espalda PR3721
- 2 Banda para la parte inferior de la espalda PR3723
- 3 Banda de extensión PR3723

Uso de las bandas BlueTouch

Colóquese el parche de alivio del dolor BlueTouch en el cuerpo con una de las bandas que se suministran con el dispositivo. Hay una banda especial para el tratamiento de la parte superior de la espalda y una banda especial para el tratamiento de la parte inferior de la espalda.

Nota: No lleve varias capas de ropa o ropa muy gruesa o ajustada sobre el parche de alivio del dolor BlueTouch.

Colocación de la banda en la parte inferior de la espalda

Para colocar el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda para la parte inferior de la espalda, siga los pasos que se indican a continuación.

- 1** Coloque la banda para la parte inferior de la espalda y el parche de alivio del dolor BlueTouch en una mesa delante de usted. Deslice el extremo izquierdo del parche de alivio del dolor BlueTouch por detrás del borde elástico de la abertura de la banda. (fig. 2)
- 2** A continuación, deslice el otro extremo del parche de alivio del dolor BlueTouch por detrás del borde elástico opuesto de la abertura para que todo el parche se encuentre dentro de la banda para la parte inferior de la espalda. Compruebe que el material de la banda no tapa los LED. Si es necesario, mueva un poco el parche de alivio del dolor BlueTouch (fig. 3).
- 3** Quítese la ropa de la zona que vaya a tratar.

Nota: Asegúrese de que la zona de la piel que va a tratar esté limpia, completamente seca y sin cremas, lociones u otros cosméticos.

- 4** Colóquese la banda para la parte inferior de la espalda con el parche de alivio del dolor BlueTouch alrededor de la cintura con la zona de tratamiento del dispositivo pegada a la espalda (fig. 4).

- 5 Fije la banda para la parte inferior de la espalda con las tiras de velcro de ambos extremos de las que dispone (fig. 5).

Nota: Asegúrese de que el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda se encuentra en la zona que se va a tratar y de que esta zona está en contacto con la piel.

- 6 Si la banda para la parte inferior de la espalda no se adapta a su cuerpo, puede hacer lo siguiente.
 - 1 Una la banda de extensión a un extremo de la tira de velcro de la banda para la parte inferior de la espalda (fig. 6).
 - 2 A continuación, colóquese la banda para la parte inferior de la espalda alrededor del cuerpo (fig. 7).
 - 3 Fije la banda para la parte inferior de la espalda con la tira de velcro hasta la anchura que le resulte cómoda (fig. 8).

Colocación de la banda en la parte superior de la espalda

- 1 Para colocar el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda para la parte superior de la espalda, siga el mismo procedimiento que se describe en los pasos 1 y 2 de la sección “Colocación de la banda en la parte inferior de la espalda” que aparece más arriba.

- 2 Quítese la ropa de la zona que vaya a tratar.

Nota: Asegúrese de que la zona de la piel que va a tratar esté limpia, completamente seca y sin cremas, lociones u otros cosméticos.

- 3 Póngase la banda para la parte superior de la espalda como si fuera una mochila. Primero pase un brazo por un asa y, a continuación, pase el otro brazo por la otra (fig. 9).

Nota: Asegúrese de que el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda se encuentra en la zona que se va a tratar y de que la zona de los LED está en contacto con la piel.

- 4 Apriete las asas tirando de las tiras elásticas (fig. 10).

Limpieza

Quite siempre el parche de alivio del dolor BlueTouch de la banda antes de meterla en la lavadora.

- Las bandas de alivio del dolor BlueTouch se pueden lavar en la lavadora (fig. 11).

Precaución: Para que las bandas de alivio del dolor BlueTouch no se estropeen al lavarlas, métalas en una bolsa de malla fina para la lavadora.

- Utilice un ciclo de lavado suave y una temperatura de 30 °C como máximo. Seque las bandas de alivio del dolor BlueTouch al aire, y no en la secadora. No planche las bandas.

Sustitución

Puede comprar bandas nuevas en su distribuidor o en la tienda en línea www.shop.philips.com/service.

Bandas para la parte inferior de la espalda

- PR3723: banda para la parte inferior de la espalda

Bandas para la parte superior de la espalda

- PR3721: banda para la parte superior de la espalda

Garantía y asistencia

Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestro sitio web en **www.philips.com/support** o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips. Su número de teléfono es:

- Dinamarca: 35 44 41 30 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
- Finlandia: 09 88 62 50 41 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
- Noruega: 22 97 19 50 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
- Portugal: 800 780 903 (gratuita, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
- España: 91 349 65 80 (de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h; sábado de 09:00 a 18:00 h)
- Suecia: 08-5792 9067 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
- Reino Unido: 0844 338 04 89 (5 p/min desde una línea fija de BT, otros proveedores de líneas fijas o móviles pueden ser más caros)

Restricciones de la garantía

La garantía del parche de alivio del dolor BlueTouch no cubre las bandas.

Domicilio fiscal de fabricante

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Países Bajos

Explicación de los símbolos

- Este símbolo significa: lavar a una temperatura máxima de 30 °C (fig. 12)
- Este símbolo significa: no utilizar lejía (fig. 13)
- Este símbolo significa: no secar en secadora (fig. 14)
- Este símbolo significa: no planchar (fig. 15)
- Este símbolo significa: no limpiar en seco (fig. 16)
- Este símbolo significa que se han realizado pruebas de sustancias peligrosas en el material según el sistema Oeko-Tex® Standard 100. (fig. 17)
- Este símbolo significa que debe utilizar esta banda en la parte inferior de la espalda. (fig. 18)
- Este símbolo significa que debe utilizar esta banda en la parte superior de la espalda (fig. 19).
- Este símbolo significa: conforme a las directivas de la CE. CE son las siglas de "Conformité Européenne". 0344 indica el número del organismo notificado (fig. 20).
- Este símbolo significa "Fabricado por" y aparece junto a la dirección del fabricante legal (fig. 21).
- Este símbolo significa: lea el manual de usuario antes de empezar a utilizar el dispositivo (fig. 22).
- Este símbolo indica el código del lote del fabricante para que ese lote se pueda identificar (fig. 23).
- Este símbolo significa que el material de embalaje se puede reciclar (fig. 24).

Johdanto

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät BlueTouch Pain Relief Patch -kivunlievitystyynyä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käyttötarkoitus

BlueTouch Pain Relief Patch -laite on tarkoitettu selän ylä- ja alaosan kivunlievitykseen. Se asetetaan ja sovitetaan hoidettavalle alueelle kangashihnoilla. Ylä- ja alaselkää varten on erilliset hihnat.

- Selän alaosan hihnoja on saatavana tyyppinumerolla PR3723.
- Selän yläosan hihnoja on saatavana tyyppinumerolla PR3721.

Molemmat hihnat on suunniteltu käytettäväksi BlueTouch-tuotteiden PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 ja PR3743 kanssa.

Tärkeää

- Käytä BlueTouch Pain Relief Patch -laitetta vain varta vasten sille suunnitellun Philipsin hihnan kanssa.
- Aseta BlueTouch Pain Relief -hihnat pesun ajaksi tiheäverkkoiseen pesupussiin, jotta ne eivät vahingoitu.

Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Selän yläosan hihna PR3721
- 2 Selän alaosan hihna PR3723
- 3 Jatkohihna PR3723

BlueTouch-hihnojen käyttäminen

Aseta BlueTouch Pain Relief Patch vartalollesi laitteen mukana toimitettujen hihnojen avulla. Selän yläosan ja alaosan käsittelyä varten on erilliset hihnat.

Huomautus: Älä aseta BlueTouch Pain Relief Patch -laitteen päälle useita vaatekerroksia tai paksuja tai tiukkoja kankaita.

Selän alaosan hihnan kiinnittäminen

Aseta BlueTouch Pain Relief Patch selän alaosan hihnaan seuraavasti:

- 1** Aseta selän alaosan hihna ja BlueTouch Pain Relief Patch eteesi pöydälle. Liu'uta BlueTouch Pain Relief Patchin vasen puoli hihnan aukon elastisen reunan taakse. (Kuva 2)
- 2** Liu'uta sitten BlueTouch Pain Relief Patchin toinen pää aukon vastakkaisen elastisen reunan taakse siten, että koko tyyny on selän alaosan hihnan sisäpuolella. Tarkista, että hihna ei peitä merkivaloja. Tarvittaessa muuta BlueTouch Pain Relief Patchin asentoa hieman (Kuva 3).
- 3** Riisu vaatteet hoidettavalta alueelta.

Huomautus: Varmista, että käsiteltävä alue on puhdas ja kuiva ja ettei iholla ole meikkiä, voiteita tai muita kauneudenhoitovälineitä.

- 4** Kääri selän alaosan hihna ja sen sisällä oleva BlueTouch Pain Relief Patch vyötärösi ympärille siten, että laitteen hoitoalue on selkääsi vasten (Kuva 4).
- 5** Kiristä selän alaosan hihna molemmista päistä tarranauhoilla (Kuva 5).

Huomautus: Varmista, että hihnan sisällä oleva BlueTouch Pain Relief Patch on hoidettavaa ihoaluetta vasten ja koskettaa ihoa.

- 6** Jos hihna ei yllä vyötärösi ympärille, voit kokeilla seuraavaa:
 - 1 Kiinnitä jatkohihna selän alaosan hihnan toisen päään tarranauhaan (Kuva 6).
 - 2 Kiedo sitten jatkohihna vartalosi ympäri (Kuva 7).
 - 3 Kiristä selän alaosan hihna tarranauhalla sopivaan tiukkuuteen (Kuva 8).

Selän yläosan hihnan kiinnittäminen

- 1** Voit asettaa BlueTouch Pain Relief Patchin selän yläosan hihnaan selän alaosan hihnan kiinnittämistä koskevan ohjeen vaiheiden 1 ja 2 mukaan.
- 2** Riisu vaatteet hoidettavalta alueelta.

Huomautus: Varmista, että käsiteltävä alue on puhdas ja kuiva ja ettei iholla ole meikkiä, voiteita tai muita kauneudenhoitoaineita.

- 3** Aseta selän yläosan hihna ylessi selkärepun tavoin. Ensin vie toinen kätesi läpi toisen puolen olkahihnan välistä ja tee sitten samoin toisella puolella (Kuva 9).

Huomautus: Varmista, että hihnan sisällä oleva BlueTouch Pain Relief Patch on hoidettavaa ihoaluetta vasten ja merkivaloalue koskettaa ihoa.

- 4** Kiristä olkahihnat vetämällä elastisista nauhoista (Kuva 10).

Puhdistaminen

Irrota aina BlueTouch Pain Relief Patch hihnasta ennen hihnan pesemistä pesukoneessa.

- BlueTouch Pain Relief -hihnat ovat konepestäviä (Kuva 11).

Varoitus: Aseta BlueTouch Pain Relief -hihnat pesun ajaksi tiheäverkkoiseen pesupussiin, jotta ne eivät vahingoitu.

- Käytä hellävaraista pesuohjelmaa ja enintään 30 asteen lämpötilaa. Ripusta BlueTouch Pain Relief -hihnat kuivumaan. Älä kuivaa niitä kuivausrummussa tai silitä niitä.

Varaosat

Voit ostaa uusia hihnoja jälleenmyyjältä tai verkkokaupastamme osoitteessa **www.shop.philips.com/service**.

Selän alaosan hihnat

- PR3723: selän alaosan hihna

Selän yläosan hihnat

- PR3721: selän yläosan hihna

Takuu ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu sivustoomme osoitteessa **www.philips.com/support** tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta, jonka puhelinnumerot on listattu alla:

- Tanska: 35 44 41 30 (ma–pe klo 9.00–18.00)
- Suomi: 09 88 62 50 41 (ma–pe klo 9.00–18.00)
- Norja: 22 97 19 50 (ma–pe klo 9.00–18.00)
- Portugali: 800 780 903 (maksutta, ma–pe klo 9.00–18.00)
- Espanja: 91 349 65 80 (ma–pe klo 8.00–20.00, la klo 9.00–18.00)
- Ruotsi: 08-5792 on 9067 (ma–pe klo 9.00–18.00)
- Iso-Britannia: 0844 338 04 89 (5 p/min BT-lankaliittymästä, muiden lanka- ja matkapuhelinliittymien palveluntarjoajat voivat laskuttaa enemmän).

Takuun rajoitukset

BlueTouch Pain Relief -laitteen takuu ei koske hihnoja.

Valmistajan juridinen osoite

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Merkkien selitykset

- Pesu enintään 30 °C:ssa (Kuva 12)
- Ei valkaisua (Kuva 13)
- Ei rumpukuivausta (Kuva 14)
- Ei silitystä (Kuva 15)
- Ei kuivapesua (Kuva 16)
- Materiaali on testattu haitallisia aineita käsittelevän Oeko-Tex® 100 -standardin mukaisesti. (Kuva 17)
- Hihnaa käytetään selän alaosaan. (Kuva 18)
- Hihnaa käytetään selän yläosaan (Kuva 19).
- Euroopan yhteisön direktiivien mukainen. CE on lyhenne sanoista Conformité Européenne, eurooppalainen yhdenmukaisuus. Koodi 0344 on tarkastuslaitoksen numero (Kuva 20).
- Valmistaja. Tämä merkki on laillisen valmistajan osoitteen vieressä (Kuva 21).
- Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä (Kuva 22).
- Valmistajan koodi, jonka avulla valmistuserä voidaan tunnistaa (Kuva 23).
- Pakkausmateriaali on kierrätettävä (Kuva 24).

Innledning

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker plasterbandasjene for BlueTouch-smertelindringsplasteret, og ta vare på den til senere referanse.

Beregnet bruk

BlueTouch-smertelindringsplasteret er en enhet som kan brukes på øvre og nedre del av ryggen, og som kan plasseres og justeres på behandlingsområdet ved hjelp av en plasterbandasje i tøy. Det finnes egne plasterbandasjer for øvre og nedre del av ryggen.

- Plasterbandasjer for nedre del av ryggen er tilgjengelige under typenummeret PR3723.
- Plasterbandasjer for øvre del av ryggen er tilgjengelige under typenummeret PR3721.

Plasterbandasjene er utformet for bruk med BlueTouch-produktyper PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 og PR3743.

Viktig

- Bruk BlueTouch-smertelindringsplasteret i en av plasterbandasjene fra Philips som er spesielt utformet for det.
- For å unngå skade på BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring bør de vaskes i en vaskepose.

Produktoversikt (fig. 1)

- 1 Plasterbandasje for øvre del av ryggen PR3721
- 2 Plasterbandasje for nedre del av ryggen PR3723
- 3 Utvidelsesbandasje PR3723

Bruke BlueTouch-plasterbandasjer

Du plasserer BlueTouch-smertelindringsplasteret på kroppen med en av plasterbandasjene som følger med enheten. Det finnes en spesialbandasje for behandling av øvre del av ryggen og en spesialbandasje for behandling av nedre del av ryggen.

Merk: Ikke ha på flere lag med klær eller stramme eller tykke klesplagg over BlueTouch-smertelindringsplasteret.

Plassere plasterbandasjen på nedre del av ryggen

Følg trinnene nedenfor for å feste BlueTouch-smertelindringsplasteret på nedre del av ryggen.

- 1** Legg plasterbandasjen for nedre del av ryggen og BlueTouch-smertelindringsplasteret på et bord foran deg. Skyv den venstre siden av BlueTouch-smertelindringsplasteret inn bak den elastiske kanten i plasterbandasjens åpning. (fig. 2)
- 2** Skyv deretter den andre enden av BlueTouch-smertelindringsplasteret inn bak den andre elastiske kanten i åpningen, slik at hele plasteret er inni plasterbandasjen for nedre del av ryggen. Kontroller at bandasjen ikke dekker LED-lysene. Du kan om nødvendig flytte litt på BlueTouch-smertelindringsplasteret (fig. 3).
- 3** Ta av klærne på området som skal behandles.

Merk: Pass på at huden i området som skal behandles, er ren, helt tørr og uten krem, bodylotion og annen kosmetikk.

- 4** Legg plasterbandasjen for nedre del av ryggen med BlueTouch-smertelindringsplasteret i rundt midjen din. Ha enhetens behandlingsflate inn mot ryggen din (fig. 4).
- 5** Fest plasterbandasjen for nedre del av ryggen med borrelåsen (fig. 5).

Merk: Pass på at BlueTouch-smertelindringsplasteret i bandasjen ligger over området som skal behandles, og at behandlingsflaten er i kontakt med huden.

6 Hvis plasterbandasjen for nedre del av ryggen ikke rekker rundt midjen din, kan du gjøre følgende.

- 1 Fest utvidelsesbandasjen i borrelåsen i den ene enden av plasterbandasjen for nedre del av ryggen (fig. 6).
- 2 Ta den forlengede plasterbandasjen for nedre del av ryggen rundt midjen din (fig. 7).
- 3 Fest plasterbandasjen for nedre del av ryggen med borrelåsen slik at den sitter behagelig (fig. 8).

Plassere plasterbandasjen på øvre del av ryggen

1 Følg fremgangsmåten i trinn 1 og 2 i avsnittet Plassere plasterbandasjen på nedre del av ryggen ovenfor for å legge BlueTouch-smertelindringsplasteret i plasterbandasjen for øvre del av ryggen.

2 Ta av klærne på området som skal behandles.

Merk: Pass på at huden i området som skal behandles, er ren, helt tørr og uten krem, bodylotion og annen kosmetikk.

3 Ta på deg plasterbandasjen for øvre del av ryggen som en ryggsekk. Ta først en arm gjennom skulderremmen på den ene siden. Gjør det samme på den andre siden (fig. 9).

Merk: Pass på at BlueTouch-smertelindringsplasteret i bandasjen ligger over området som skal behandles, og at LED-flaten er i kontakt med huden.

4 Stram skulderremmene ved å dra i de elastiske stroppene (fig. 10).

Rengjøring

Ta alltid BlueTouch-smertelindringsplasteret ut av plasterbandasjen før du vasker bandasjen i vaskemaskinen.

- BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring kan vaskes i vaskemaskinen (fig. 11).

Forsiktig: For å unngå skade på BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring bør de vaskes i en vaskepose.

- Bruk et skånsomt vaskeprogram, og vask på maks 30 °C. Lufttørk BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring, og bruk ikke tørketrommelen. Plasterbandasjene må ikke strykes.

Utskiftning

Du kan kjøpe nye plasterbandasjer fra forhandleren din eller i nettbutikken vår på www.shop.philips.com/service.

Plasterbandasjer for nedre del av ryggen

- PR3723: plasterbandasje for nedre del av ryggen

Plasterbandasjer for øvre del av ryggen

- PR3721: plasterbandasje for øvre del av ryggen

Garanti og støtte

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke nettstedet til Philips på **www.philips.com/support** eller kontakte Philips' forbrukerstøtte.

Telefonnummeret for kontakt er:

- Danmark: 35 44 41 30 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
- Finland: 09 88 62 50 41 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
- Norge: 22 97 19 50 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
- Portugal: 800 780 903 (gratis, mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
- Spania: 91 349 65 80 (mandag til fredag kl. 08.00–20.00, lørdag kl. 09.00–18.00)
- Sverige: 08-5792 9067 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
- Storbritannia: 0844 338 04 89 (5 p/min. fra en BT-fastlinje, andre fastlinje- og mobilleverandører kan ta mer betalt)

Begrensninger i garantien

Garantien for BlueTouch-smertelindringsenheten gjelder ikke for plasterbandasjene.

Produsentens juridiske adresse

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Symbolforklaring

- Dette symbolet betyr: Vasketemperatur maks 30 °C (fig. 12).
- Dette symbolet betyr: Ikke bruk blekemidler (fig. 13).
- Dette symbolet betyr: Må ikke tørkes i tørketrommelen (fig. 14).
- Dette symbolet betyr: Må ikke strykes (fig. 15).
- Dette symbolet betyr: Må ikke renses (fig. 16).
- Dette symbolet betyr: at materialet er testet for skadelige stoffer i henhold til Oeko-Tex®-standard 100. (fig. 17)
- Dette symbolet betyr: at du må bruke denne plasterbandasjen på nedre del av ryggen. (fig. 18)
- Dette symbolet betyr: at du må bruke denne plasterbandasjen på øvre del av ryggen (fig. 19).
- Dette symbolet betyr: Oppfyller EU-direktiver: CE står for Conformité Européenne (den europeiske samsvarskomiteen). 0344 er nummeret til det notifiserte organet (fig. 20).
- Dette symbolet betyr: Produsert av, og vises ved siden av adressen til den juridiske produsenten (fig. 21).
- Dette symbolet betyr: Les brukerhåndboken før du begynner å bruke enheten (fig. 22).
- Dette symbolet indikerer produsentens partikode, slik at partiet kan identifiseres (fig. 23).
- Dette symbolet betyr: at emballasjen kan resirkuleres (fig. 24).

Introdução

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar as faixas do BlueTouch Pain Relief Patch e guarde-o para eventuais consultas futuras.

Utilização prevista

O BlueTouch Pain Relief Patch é um dispositivo que se destina a ser utilizado na parte superior ou inferior das costas e que pode ser posicionado e ajustado na zona de tratamento com o auxílio de uma faixa em tecido. Existem faixas em separado para as regiões superior e inferior das costas.

- As faixas da região lombar estão disponíveis com a referência PR3723.
- As faixas da região superior das costas estão disponíveis com a referência PR3721.

As faixas foram concebidas para serem utilizadas com os modelos BlueTouch PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 e PR3743.

Importante

- Utilize o BlueTouch Pain Relief Patch com uma das faixas Philips concebidas especificamente para o efeito.
- Para evitar danos nas faixas BlueTouch Pain Relief, lave-as num saco de lavagem em rede fina.

Descrição do produto (fig. 1)

- 1 Faixa para a região superior das costas PR3721
- 2 Faixa para a região lombar PR3723
- 3 Faixa de extensão PR3723

Utilizar as suas faixas BlueTouch

Posicione o BlueTouch Pain Relief Patch no seu corpo com uma das faixas fornecidas com o dispositivo. Existe uma faixa especial para o tratamento da região superior das costas e outra faixa especial para o tratamento da região lombar.

Nota: Não utilize várias camadas de roupa nem roupa apertada ou grossa sobre o BlueTouch Pain Relief Patch.

Posicionamento da faixa da região lombar

Para colocar o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa da região lombar, siga os passos abaixo.

- 1** Coloque a faixa da região lombar e o BlueTouch Pain Relief Patch à sua frente sobre uma mesa. Deslize o lado esquerdo do BlueTouch Pain Relief Patch por trás do rebordo elástico da abertura da faixa. (fig. 2)
- 2** Em seguida, deslize a outra extremidade do BlueTouch Pain Relief Patch por trás do rebordo elástico do lado oposto da abertura para que todo o painel BlueTouch esteja no interior da faixa da região lombar. Certifique-se de que material da faixa não tapa os LEDs. Se necessário, desloque um pouco o BlueTouch Pain Relief Patch (fig. 3).
- 3** Afaste as roupas da zona a tratar.

Nota: Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, totalmente seca e sem cremes, loções e outros cosméticos.

- 4** Enrole a faixa da região lombar — com o BlueTouch Pain Relief Patch dentro desta — à volta da cintura com a área de tratamento do dispositivo voltada para as suas costas (fig. 4).
- 5** Aperte a faixa da região lombar com as fitas de velcro em ambas as extremidades da faixa da região lombar (fig. 5).

Nota: Certifique-se de que o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa está localizado na zona a tratar e que a área de tratamento está em contacto com a pele.

6 Se a faixa da região lombar não se adaptar ao seu corpo, pode efectuar as operações seguintes.

- 1 Fixe a faixa de extensão às fitas de velcro numa extremidade da faixa da região lombar (fig. 6).
- 2 Em seguida, enrole a faixa aumentada da região lombar à volta do seu corpo (fig. 7).
- 3 Aperte a faixa da região lombar com a fita de velcro a uma largura que seja confortável para si (fig. 8).

Posicionamento da faixa da região superior das costas

1 Para colocar o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa da região superior das costas, siga o procedimento descrito nos passos 1 e 2 da secção “Posicionamento da faixa da região lombar” apresentada acima.

2 Afaste as roupas da zona a tratar.

Nota: Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, totalmente seca e sem cremes, loções e outros cosméticos.

3 Coloque a faixa da região superior das costas como se fosse uma mochila. Primeiro, passe um braço pela alça de um dos lados. Faça o mesmo do outro lado (fig. 9).

Nota: Certifique-se de que o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa está localizado na zona a tratar e que a área dos LEDs está em contacto com a pele.

4 Aperte as alças, puxando as tiras elásticas (fig. 10).

Limpeza

Retire sempre o BlueTouch Pain Relief Patch da faixa antes de a colocar na máquina de lavar.

- As faixas do BlueTouch Pain Relief Patch podem ser lavadas na máquina de lavar (fig. 11).

Atenção: Para evitar danos nas faixas BlueTouch Pain Relief, lave-as num saco de lavagem em rede fina.

- Utilize um ciclo para roupas delicadas e uma temperatura máxima de 30 °C. Seque as faixas do BlueTouch Pain Relief Patch ao ar, não as coloque na máquina de secar roupa. Não passe as faixas a ferro.

Substituição

Pode adquirir faixas novas no seu revendedor ou na loja online em www.shop.philips.com/service.

Faixas da região lombar

- PR3723: faixa da região lombar

Faixas da parte superior das costas

- PR3721: faixa da parte superior das costas

Garantia e assistência

Se precisar de assistência ou informações, ou se surgir algum problema, visite o nosso Web site em **www.philips.com/support** ou contacte o centro de apoio ao cliente da Philips. O número de telefone é:

- Dinamarca: 35 44 41 30 (segunda a sexta-feira 9:00 - 18:00)
- Finlândia: 09 88 62 50 41 (segunda a sexta-feira 09:00 - 18:00)
- Noruega: 22 97 19 50 (segunda a sexta-feira 9:00 - 18:00)
- Portugal: 800 780 903 (número gratuito, segunda a sexta-feira: 9:00 - 18:00)
- Espanha: 91 349 65 80 (segunda a sexta-feira: 8:00 - 20:00; sábado: 9:00 - 18:00)
- Suécia: 08-5792 9067 (segunda a sexta-feira 9:00 - 18:00)
- Reino Unido: 0844 338 04 89 (5p/min. de um telefone fixo BT, outros operadores fixos e móveis podem cobrar mais).

Restrições à garantia

A garantia do dispositivo BlueTouch Pain Relief não abrange as faixas.

Endereço do fabricante

Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Explicação dos símbolos

- Este símbolo significa: lavar a uma temperatura máx. de 30 °C (fig. 12).
- Este símbolo significa: não utilizar lixívia (fig. 13).
- Este símbolo significa: não colocar na máquina de secar (fig. 14).
- Este símbolo significa: não passar a ferro (fig. 15).
- Este símbolo significa: não limpar a seco (fig. 16).
- Este símbolo significa que o material foi testado quanto à presença de substâncias nocivas de acordo com a norma Oeko-Tex® 100. (fig. 17)
- Este símbolo significa que tem de utilizar esta faixa na região lombar. (fig. 18)
- Este símbolo significa que tem de utilizar esta faixa na região superior das costas (fig. 19).
- Este símbolo significa: está em conformidade com as directivas CE. A sigla CE significa "Conformité Européenne". 0344 indica o número do organismo notificado (fig. 20).
- Este símbolo significa "Fabricado por" e é apresentado junto ao endereço do fabricante (fig. 21).
- Este símbolo significa: ler o manual do utilizador antes de começar a utilizar o dispositivo (fig. 22).
- Este símbolo indica o código de lote do fabricante para ser possível identificar o lote (fig. 23).
- Este símbolo significa que o material de embalagem é reciclável (fig. 24).

Introduktion

Läs användarhandboken noggrant innan du använder remmarna till BlueTouch-smärtlindringsplattan och spara den för framtida bruk.

Avsedd användning

BlueTouch-smärtlindringsplattan är en enhet som är avsedd att användas på den övre eller nedre delen av ryggen och som kan placeras och justeras på behandlingsområdet med hjälp av en tygrem. Det finns separata remmar för övre och nedre delen av ryggen.

- Remmar för nedre delen av ryggen finns under modellnummer PR3723.
- Remmar för övre delen av ryggen finns under modellnummer PR3721.

Remmarna är utformade för användning med BlueTouch-produktmodellerna PR3092, PR3731, PR3733, PR3741 och PR3743.

Viktigt

- Använd BlueTouch-smärtlindringsplattan med en av Philips-remmarna som är särskilt utformade för det.
- Tvätta BlueTouch-smärtlindringsremmarna i en finmaskig tvättpåse så att de inte skadas.

Produktöversikt (Bild 1)

- 1 Rem för övre delen av ryggen PR3721
- 2 Rem för nedre delen av ryggen PR3723
- 3 Förlängningsrem PR3723

Använda BlueTouch-remmarna

Placera BlueTouch-smärtlindringsplattan på kroppen med en av remmarna som medföljer enheten. Det finns en särskild rem för behandling av den övre delen av ryggen och en särskild rem för behandling av den nedre delen av ryggen.

Obs! Bar inte flera lager kläder eller åtsmitande eller tjocka kläder över BlueTouch-smärtlindringsplattan.

Placera remmen för den nedre delen av ryggen

Följ stegen nedan för att placera BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen för den nedre delen av ryggen.

- 1** Placera remmen för den nedre delen av ryggen och BlueTouch-smärtlindringsplattan framför dig på ett bord. Skjut in den vänstra sidan av BlueTouch-smärtlindringsplattan bakom den elastiska kanten på öppningen i remmen. (Bild 2)
- 2** Skjut sedan in den andra änden av BlueTouch-smärtlindringsplattan bakom den motsatta elastiska kanten på öppningen så att hela plattan ligger inuti remmen för den nedre delen av ryggen. Kontrollera att remmen inte täcker lysdioderna. Om det behövs flyttar du BlueTouch-smärtlindringsplattan en aning (Bild 3).
- 3** Ta av kläderna på den del av kroppen som ska behandlas.

Obs! Se till att huden i området som ska behandlas är ren, helt torr och fri från krämer och andra skönhetsmedel.

- 4** Linda remmen för den nedre delen av ryggen, med BlueTouch-smärtlindringsplattan inuti, runt midjan med enhetens behandlingsområde vänt mot ryggen (Bild 4).
- 5** Sätt fast remmen för den nedre delen av ryggen med kardborrebanden på båda ändarna av remmen för den nedre delen av ryggen (Bild 5).

Obs! Se till att BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen sitter på området som ska behandlas och att behandlingsområdet är i kontakt med huden.

- 6** Om remmen för den nedre delen av ryggen inte passar runt kroppen kan du göra följande.
- 1 Fäst förlängningsremmen till kardborrebandet på ena änden av remmen för den nedre delen av ryggen (Bild 6).
 - 2 Linda sedan förlängningsremmen för den nedre delen av ryggen runt kroppen (Bild 7).
 - 3 Sätt fast remmen för den nedre delen av ryggen med kardborrebandet så att det känns bekvämt (Bild 8).

Placera remmen för den övre delen av ryggen

- 1** Om du vill sätta BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen för den övre delen av kroppen, följer du samma procedur som beskrivs i steg 1 och 2 i avsnittet "Placera remmen för den nedre delen av ryggen" ovan.
- 2** Ta av kläderna på den del av kroppen som ska behandlas.

Obs! Se till att huden i området som ska behandlas är ren, helt torr och fri från krämer och andra skönhetsmedel.

- 3** Sätt på remmen för den övre delen av ryggen som en ryggsäck. Trä först en arm genom axelremmen på ena sidan. Gör sedan samma sak på den andra sidan (Bild 9).

Obs! Se till att BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen sitter på området som ska behandlas och att lysdiodområdet är i kontakt med huden.

- 4** Dra åt axelremmarna genom att dra i de elastiska remmarna (Bild 10).

Rengöring

Ta alltid ur BlueTouch-smärtlindringsplattan ur remmen innan du lägger remmen i tvättmaskinen för att tvätta den.

- BlueTouch-smärtlindringsplattans rem kan tvättas i tvättmaskin (Bild 11).

Försiktighet: Tvätta BlueTouch-smärtlindringsremmarna i en finmaskig tvättpåse så att de inte skadas.

- Använd ett skonsamt tvättprogram och max 30 °C. Lufttorka BlueTouch-smärtlindringsplattans rem. Torktumla inte. Stryk inte remmarna.

Byten

Du kan köpa nya remmar av din återförsäljare eller i onlinebutiken på www.shop.philips.com/service.

Remmar för nedre delen av ryggen

- PR3723: Remmar för nedre delen av ryggen

Remmar för övre delen av ryggen

- PR3721: Remmar för övre delen av ryggen

Garanti och support

Om du behöver service eller information eller har problem kan du besöka vår webbplats på **www.philips.com/support**. Du kan även kontakta Philips kundtjänst. Telefonnummer dit är:

- Danmark: 35 44 41 30 (måndag till fredag 09.00–18.00)
- Finland: 09 88 62 50 41 (måndag till fredag 09.00–18.00)
- Norge: 22 97 19 50 (måndag till fredag 09.00–18.00)
- Portugal: 800 780 903 (kostnadsfritt, måndag till fredag: 09.00–18.00)
- Spanien: 91 349 65 80 (måndag till fredag: 08.00–20.00; lördag: 09.00–18.00)
- Sverige: 08-5792 9067 (måndag till fredag 09.00–18.00)
- Storbritannien: 0844 338 04 89 (5 p/min. från en fast telefon hos BT, avgifter kan tillkomma för andra leverantörer av fast och mobil telefoni).

Garantibegränsningar

Garantin för BlueTouch-smärtlindringsenheten omfattar inte remmarna.

Tillverkarens adress

Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna

Förklaring av symboler

- Den här symbolen betyder: Tvätta vid max. 30 °C (Bild 12).
- Den här symbolen betyder: Får inte blekas (Bild 13).
- Den här symbolen betyder: Får inte torktumlas (Bild 14).
- Den här symbolen betyder: Stryk inte (Bild 15).
- Den här symbolen betyder: Ej kemtvätt (Bild 16).
- Den här symbolen betyder att materialet har testats för skadliga ämnen enligt Oeko-Tex®-standard 100. (Bild 17)
- Den här symbolen betyder att du måste använda den här remmen på den nedre delen av ryggen. (Bild 18)
- Den här symbolen betyder att du måste använda den här remmen på den övre delen av ryggen (Bild 19).
- Den här symbolen betyder: överensstämmer med EG-direktiven. CE står för Conformité Européenne. 0344 är numret för det anmälda organet (Bild 20).
- Den här symbolen betyder Tillverkas av och visas bredvid adressen till tillverkaren (Bild 21).
- Den här symbolen betyder: läs användarhandboken innan du börjar använda apparaten (Bild 22).
- Den här symbolen anger tillverkarens batchkod så att batchen eller partiet kan identifieras (Bild 23).
- Den här symbolen betyder att förpackningsmaterialet är återvinningsbart (Bild 24).

