


AirFloss Ultra



PHILIPS
sonicare







Philips Sonicare AirFloss Ultra

ENGLISH	6
DANSK	15
SUOMI	24
NORSK	32
SVENSKA	41

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/welcome.

Use AirFloss Ultra with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss Ultra helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.



- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.

8 ENGLISH

- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir cover
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

1 Put the plug of the charger in the electrical outlet.

2 Place the handle on the charger (Fig. 2).

► Charging process: (Fig. 3)

- 1 green LED: 33% charged.
- 2 green LEDs: 66% charged.
- 3 green LEDs: 100% charged.

Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

10 ENGLISH

Preparing for use

- 1 Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2 Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).

- 3 Fill the reservoir with mouthwash or water (Fig. 6).

Tip: For the best result and a fresher experience, we advise you to use mouthwash with your AirFloss Ultra.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyl Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.

- 4 Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).

- 5 Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
 - The LEDs illuminate.

- 6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle (Fig. 9).

Using the appliance

- 1** Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
- D** You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button. For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.
- D** To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:
 - Single burst: 1 LED (Fig. 10)
 - Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
 - Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

Note: The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2** Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing (Fig. 13).
- 3** Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. (Fig. 14)
- 4** Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5** Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth (Fig. 15).

Note: Refill the reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

- 1** To switch off the AirFloss Ultra, press and hold the power/mode button for one second.



12 ENGLISH

Automatic shut-off function

The AirFloss Ultra automatically switches off if it has not been used for one minute.

Cleaning

If the AirFloss Ultra becomes clogged, or to clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.

Handle and nozzle

- 1** Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it (Fig. 16).
- 2** Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue (Fig. 17).

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3** Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth (Fig. 18).

Charger

- 1** Unplug the charger before you clean it.
- 2** Wipe the surface of the charger with a damp cloth (Fig. 19).



Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1** Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2** Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3** Unplug the charger.
- 4** Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5** Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

Recycling

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 20).
- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section 'Removing the rechargeable battery' to remove the battery (Fig. 21).
- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.



14 ENGLISH

Removing the rechargeable battery

Please note that this process is not reversible.

- 1** To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss Ultra no longer produces any bursts of air (Fig. 22).
- 2** Remove the nozzle from the handle. (Fig. 23)
- 3** Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom (Fig. 24).
- 4** Snap the handle into two parts. (Fig. 25)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5** Remove the bottom half of the handle (Fig. 26).
- 6** Cut all 6 wires on the internal component with scissors (Fig. 27).
- 7** Completely pull apart the internal component from the top part of the handle (Fig. 28).
- 8** The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste) (Fig. 29).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear; including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit apparat på www.philips.com/welcome.

Brug AirFloss Ultra sammen med dit foretrukne mundskyllemiddel som en del af din mundplejerutine. Som supplement til tandbørstning er AirFloss Ultra med til at reducere plak mellem tænderne og forbedrer tandkødets sundhed.

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Hold opladeren væk fra vand, og undlad at placere eller opbevare den over eller tæt på vand i badekar, håndvask og lignende. Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller anden væske. Efter rengøringen skal du sørge for, at opladeren er helt tør; inden du tilslutter strømmen

Advarsel

- Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal du kassere opladeren. Udskift altid opladeren med en original type for at undgå enhver risiko.
- Brug kun en oplader af typen HX6100, der følger med AirFloss Ultra, til at genoplade batteriet.
- Hvis apparatet på nogen måde beskadiges (AirFloss Ultra-mundstykke, håndgreb og/eller oplader), må det ikke anvendes.

16 DANSK

- Dette apparat har ingen udskiftelige reservedele. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se afsnittet "Sikkerhed og service").
- Opladeren må ikke bruges udendørs eller tæt på varme flader.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og op efter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.

Forsigtig

- Spørg din tandlæge til råds, før du bruger dette apparat, hvis du har fået en mund- eller tandkødsbehandling for nylig, lider af en vedvarende tandsygdom, har fået foretaget omfattende tandbehandling inden for de seneste to måneder eller har mistanke om nært forestående tandbehandlinger (fyldninger, kroner osv.).
- Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af apparatet, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 4 ugers brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge dette apparat.

- Dette Philips-apparat overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr.
Hvis du har en pacemaker eller et andet implantat, skal du kontakte din læge eller producenten af den implanterede enhed inden brug.
- Brug ikke andre tilbehørsdeler end dem, producenten anbefaler.
- Tryk ikke for meget på mundstykrets spids.
- For at undgå personskade må vandtanken ikke fyldes med varmt vand. Læg ikke fremmedlegemer i vandtanken.
- Brug kun AirFloss Ultra til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
- For at undgå personskade må sprayen ikke rettes under tungen eller ind i øret, næsen, øjet eller andre følsomme områder.
- AirFloss Ultra-mundstykket, håndgrebet, opladeren, vandtanken og dækslet må ikke rengøres i opvaskemaskine eller mikroovn.
- For at undgå faren for indtagelse må du ikke lægge isopropylalkohol eller andre rensevæsker i vandtanken.
- AirFloss Ultra er et apparat til personlig pleje og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.



18 DANSK

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Mundstykkets spids
- 2 AirFloss Ultra-mundstykke
- 3 Aktiveringsknap
- 4 Vandtank og tankdæksel
- 5 Håndgreb
- 6 Indikatorer til opladning og luftpust
 - Enkelt luftpust: 1 LED
 - Dobbelt luftpust: 2 LED'er
 - Tredobbelts luftpust: 3 LED'er
- 7 Tænd/sluk-knap
- 8 Aftagelig holder til mundstykke (udvalgte modeller)
- 9 Oplader

Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte model.

Opladning

Oplad AirFloss Ultra i 24 timer, før det bruges første gang.

1 Sæt stikket til opladeren i stikkontakten.

2 Sæt håndgrebet i opladeren (fig. 2).

► Opladningsproces: (fig. 3)

- 1 grøn LED: 33 % opladet.
- 2 grønne LED'er: 66 % opladet.
- 3 grønne LED'er: 100 % opladet.

Bemærk: Når den er fuldt opladet, har AirFloss Ultra en brugstid på op til 11 dage, når den bruges i tilstanden med tredobbelts luftpust, og op til 33 dage, når den bruges i tilstanden med enkelt luftpust.

Bemærk: Når opladningsindikatorerne blinker gult, er batteriet næsten brugt op og skal genoplades (færre end tre børstninger tilbage).



Klargøring

- 1 Juster mundstykket, og tryk mundstykket ned på håndgrebet ("klik") (fig. 4).

Bemærk: Vi anbefaler, at du anbringer spidsen, så den vender mod håndgrebets forside som vist på illustrationen, men mundstykket kan placeres i håndgrebet på begge måder uden at påvirke funktionen. Du kan prøve begge muligheder og bruge det, der fungerer bedst for dig som en del af din mundplejerutine.

Bemærk: Udsift mundstykket (HX8032, HX8033) hver 6. måned for at opnå det bedste resultat. Udsift også mundstykket, hvis det bliver løst eller ikke længere klikker fast på håndgrebet.

Bemærk: AirFloss Ultra understøtter kun AirFloss Ultra-mundstykker. Forsøg ikke at bruge andre mundstykker end AirFloss Ultra-mundstykker på AirFloss Ultra-håndgrebet.

- 2 Åbn dækslet til vandtanken ("klik") (fig. 5).
- 3 Fyld vandtanken med mundskyllemiddel eller vand (fig. 6).

Tip: Vi anbefaler, at du bruger mundskyllemiddel sammen med din AirFloss Ultra, hvis du ønsker at opnå det bedste resultat og at få en friskere oplevelse.

Bemærk: Brug ikke mundskyllemiddel, der indeholder isopropylmyristat (f.eks. Dentyl Active) eller høje koncentrationer af essentielle olier, da det kan beskadige apparatet. Dette omfatter alle mundskyllemidler, der sælges i emballager af glas og keramik.

- 4 Luk dækslet til vandtanken ved at trykke ("klik") (fig. 7).
- 5 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. (fig. 8)
 - LED'erne begynder at lyse.
- 6 Tryk og hold aktiveringsknappen nede, indtil der kommer spray ud af spidsen af mundstykket (fig. 9).

20 DANSK

Sådan bruges apparatet

- 1** Kontroller, at AirFloss Ultra er tændt. Hvis den er slukket, skal du trykke på og slippe tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. (fig. 8)
- D** Du kan ændre tilstandene for at få den ønskede mængde luftpust, hver gang du trykker på aktiveringsknappen. For at opnå det bedste resultat skal du bruge tilstanden for tredobbelt luftpust (standardindstillingen) fra både forsiden og bagsiden af dine tænder.
- D** Hvis du vil ændre tilstande, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at løbe igennem tilstandene, indtil du er tilfreds med den ønskede tilstand. LED'erne viser den valgte tilstand:
 - Enkelt luftpust: 1 LED (fig. 10)
 - Dobbelt luftpust: 2 LED'er (fig. 11)
 - Tredobbelt luftpust: 3 LED'er (fig. 12)

Bemærk: AirFloss Ultra husker, hvilken tilstand der blev valgt sidst, og den er klar til næste brug. Hvis din AirFloss Ultra bliver helt afladet, vender den tilbage til standardindstillingen for tredobbelt luftpust, når den er blevet opladet igen.

- 2** Placer mundstykkets spids mellem to tænder langs tandkødsranden. Luk læberne let omkring mundstykket, når det er på plads, for at undgå stænk (fig. 13).
- 3** Tryk på aktiveringsknappen for at levere 1-3 pust (afhængigt af den valgte tilstand) med luft og mikroskopiske vandråber af mundskyllemiddel eller vand mellem tænderne. (fig. 14)
- 4** Lad mundstykkets spids glide langs tandkødsslinjen, indtil du kan mærke, at den falder på plads mellem de næste to tænder.
- 5** Gentag ved alle mellemrum mellem tænderne, også ved de bageste kindtænder (fig. 15).

Bemærk: Genopfyld vandtanken, hvis der er behov for det.

Automatisk luftpustefunktion.

Hold aktiveringsknappen nede for at få konstante sprøjte, der kommer i serier med ca. ét sekunds mellemrum.

- 1** For at slukke for AirFloss Ultra skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i ét sekund.

Automatisk afbryderfunktion

AirFloss Ultra slukker automatisk, hvis den ikke har været i brug i ét minut.

Rengøring

Hvis AirFloss Ultra tilstoppes, eller hvis du ønsker at rengøre AirFloss indvendigt, skal du fylde vandtanken med varmt vand og trykke på aktiveringsknappen, indtil vandtanken er tom.

Undlad at rengøre mundstykket, håndgrebet eller opladeren i opvaskemaskinen.

Undlad at bruge rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

Nogle midlers sammensætning eller styrke kan beskadige apparatet.

Håndgreb og mundstykke

- 1** Fjern AirFloss Ultra-mundstykket fra håndgrebet. Skyl mundstykket, hver gang det har været i brug, for at fjerne tilbageværende rester (fig. 16).
- 2** Åbn vandtanken, og skyl den under hanen for at fjerne rester (fig. 17).

Tip: Du kan også tørre vandtanken med en vatpind og fjerne de resterende rester.

Bemærk: Håndgrebet må ikke kommes ned i vand.

Bemærk: Manglende fjernelse af rester fra mundstykket eller vandtanken kan medføre uhygiejniske forhold.

- 3** Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtagets overflade (fig. 18).

Oplader

- 1** Tag stikket ud af stikkontakten, inden opladeren rengøres.
- 2** Brug en fugtig klud til at tørre opladerens overflade (fig. 19).



22 DANSK

Opbevaring

Hvis du ikke kommer til at benytte AirFloss Ultra i en længere periode, skal du følge nedenstående trin.

- 1** Åbn dækslet til vandtanken, og tøm den.
- 2** Tryk på aktiveringsknappen, indtil der ikke kommer mere spray ud af mundstykket.
- 3** Tag opladeren ud af stikket.
- 4** Rengør AirFloss Ultra-mundstykket, håndgrebet og opladeren. Se kapitlet "Rengøring".
- 5** Opbevar AirFloss Ultra på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 20).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortslettes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Følg instruktionerne i afsnittet "Udtagning af det genopladelige batteri" for at fjerne batteriet (fig. 21).
- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Udtagning af det genopladelige batteri

Batteriet kan ikke sættes i igen, når det først er taget ud.

- 1** Batteriet tømmes for strøm ved gentagne tryk på aktiveringsknappen, indtil AirFloss Ultra ikke længere puster luft ud (fig. 22).
- 2** Fjern mundstykket fra håndgrebet. (fig. 23)
- 3** Tag godt fat om håndgrebet med den ene hånd i toppen og den anden hånd i bunden (fig. 24).
- 4** Adskil håndgrebet i to dele. (fig. 25)

Bemærk: Dette trin kræver en god mængde fysisk kraft. Den øverste og nederste halvdel af håndgrebet bør blive adskilt, når du vrider håndgrebet.

- 5** Fjern den nederste halvdel af håndgrebet (fig. 26).
- 6** Klip alle seks ledninger på den indvendige komponent over med en saks (fig. 27).
- 7** Træk den indvendige komponent helt af den øverste del af håndgrebet (fig. 28).
- 8** Batteriet er placeret i den øverste halvdel af håndgrebet.
Tag batteriet ud, og sorg for korrekt bortskaffelse
(ikke i husholdningsaffaldet) (fig. 29).

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- AirFloss Ultra-mundstykke.
- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller ændringer.
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi laitteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Käytä AirFloss Ultra -laitetta lempisuuvetesи kanssa osana säännöllistä suunhoitoa. Hampaiden harjauksen lisäksi AirFloss Ultra auttaa vähentämään hampaiden välisiin muodostuvaa plakkia ja pitää näin ikenet kunnossa.

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä kastele laturia. Älä säilytä laturia lähellä kylypammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista puhdistamisen jälkeen, että laturi on kunnolla kuivunut, ennen kuin liität sen verkkovirtaan.

Varoitus

- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi. Vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyypin laite.
- Lataa AirFloss Ultra -laitteen akku vain mukana toimitetulla laturimallilla HX6100.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut (esimerkiksi AirFloss Ultra -suutin, runko ja/tai laturi).
- Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteyttä maan kuluttajapalvelukesukseen (katso luku Takuu ja huolto).
- Älä käytä laturia ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.

- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.

Varoitus

- Kysy neuvoa hammasläkäriltä ennen laitteen käyttöä, jos sinulla on hammassairaus tai olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa tai vaativassa hammashoidossa viimeisten kahden kuukauden aikana tai epäilet, että sinulla on ongelmia hammaskorjausten kanssa (paikat, kruunut, jne.).
- Kysy neuvoa hammasläkäriltä, jos laitteen käyttö aiheuttaa runsasta verenvuotoa tai jos verenvuotoa ilmenee vielä 4 viikon käytön jälkeen.
- Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Tämä Philips-laitte täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia lisäosia.
- Älä väänä suuttimen kärkeä liian voimakkaasti.
- Vältä palovammoja täytämällä säiliöön vain kylmää vettä. Älä aseta vieraita esineitä vesisäiliöön.



26 SUOMI

- Käytä AirFloss Ultra -laitetta vain tarkoitukseenmukaista käyttöoppaassa esitettyllä tavalla.
- Älä suuntaa suihkettia kielen alle, korvaan, silmään tai muuhun arkaan alueeseen.
- Älä puhdista AirFloss Ultra -suutinta, vartta, laturia, vesisäiliötä tai sen kantta astianpesukoneessa tai mikroaaltonuunissa.
- Älä käytä isopropyylialkoholia tai muita puhdistusnesteitä vesisäiliön puhdistamiseen, koska ne voivat aiheuttaa nieltynä vaaratilanteen.
- AirFloss Ultra on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, ei potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säänöksiä.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Suuttimen kärki
- 2 AirFloss Ultra -suutin
- 3 Aktivoointipainike
- 4 Säiliö ja säiliön kanssi
- 5 Runko
- 6 Lataus- ja suihkaustilan merkkivalot
 - Yksi suihkaus: 1 LED-valo
 - Kaksi suihkausta: 2 LED-valoa
 - Kolme suihkausta: 3 LED-valoa
- 7 Virta-/tilapainike
- 8 Irrotettava suutinteline (vain tietyissä malleissa)
- 9 Laturi

Huomautus: Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella malleittain.



Lataaminen

Lataa AirFloss Ultra -laitetta 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

1 Laita laturin pistoke sähköpistorasiaan.

2 Aseta runko laturiin (Kuva 2).

D Lataaminen: (Kuva 3)

- 1 vihreä merkkivalo: 33 % ladattu
- 2 vihreää merkkivaloa: 66 % ladattu
- 3 vihreää merkkivaloa: 100 % ladattu.

Huomautus: Kun akku on ladattu täyteen, AirFloss Ultra -laitteen käyttöaika on jopa 11 päivää kolmen suihkauksen tilassa ja jopa 33 päivää yhden suihkauksen tilassa.

Huomautus: Latauksen merkkivalot vilkkuvat keltaisina, kun akun lataus on vähissä (alle 3 käyttökertaa jäljellä).

Käyttöönnoton valmistelu

1 Kohdista suutin ja paina sitä runkoon, kunnes suutin napsahtaa paikalleen (Kuva 4).

Huomautus: On suositeltavaa asettaa kärki rungon etuosaa kohti kuvan osoittamalla tavalla. Suuttimen voi kuitenkin asettaa runkoon molemmin pään. Voit kokeilla kumpaakin vaihtoehtoa ja selvittää, kumpi tuntuu sinusta luontevammalta.

Huomautus: Vaihda suutin (HX8032, HX8033) 6 kuukauden välein, jotta puhdistustulos on aina paras mahdollinen. Vaihda suutin, jos se tuntuu väljältä tai ei napsahda paikalleen.

Huomautus: AirFloss Ultra on yhteensopiva vain AirFloss Ultra -suuttimien kanssa. Älä yritä kiinnittää muita kuin AirFloss Ultra -suuttimia AirFloss Ultra -runkoon.

2 Avaa vesisäiliön kansi (Kuva 5).

3 Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä tai suuvedellä (Kuva 6).

Vinkki: Jos haluat parhaan tuloksen ja raikkaaman tunteen suuhusi, käytä suuvedettä AirFloss Ultra -laitteen kanssa.





28 SUOMI

Huomautus: Älä käytä isopropyylialkoholia (esim. Dentyl Active) tai runsaasti eteerisiä öljyjä sisältävää suuvettä, koska ne voivat vaurioittaa laitetta.

Näitä tuotteita ovat kaikki lasipakkuksissa ja keraamisissa pakkuksissa myytävät suovedet.

- 4** Sulje vesisäiliön kansi painamalla niin, että se napsahtaa (Kuva 7).
- 5** Kytke laite käyttöön painamalla virta-/tilapainiketta. (Kuva 8)
- ▷ Laitteen merkkivalot sytyvät.
- 6** Paina aktiivointipainiketta, kunnes suuttimen ohjauskärjestä suihkuaa vettä (Kuva 9).

Käyttö

- 1** Varmista, että AirFloss Ultra -laitteeseen on kytketty virta. Jos virtaa ei ole kytketty, käynnistä laite painamalla virta-/tilapainiketta. (Kuva 8)
- ▷ Voit muuttaa tilaa, jotta saat halutun määrän suihkuksia joka kerta, kun painat aktiivointipainiketta. Parhaat tulokset saat käytämällä kolmen suihkuksen tilaa (oletusasetus) sekä hampaiden ulko- että sisäpinnoilla.
- ▷ Vaihda tilaa painamalla virta-/tilapainiketta. Selaa tiloja, kunnes tulet haluamasi suihkaustilan kohdalle. LED-merkkivalot osoittavat valitun tilan:
 - Yksi suihkaus: 1 LED-valo (Kuva 10)
 - Kaksi suihkausta: 2 LED-valoa (Kuva 11)
 - Kolme suihkausta: 3 LED-valoa (Kuva 12)

Huomautus: AirFloss Ultra muistaa viimeksi käytetyn tilan ja valitsee sen valmiaksi seuraavalla käyttökerralla. Jos AirFloss Ultra -laitteen akussa ei ole enää varausta jäljellä, laite palaa latauksen jälkeen kolmen suihkuksen tilaan.

- 2** Aseta suuttimen kärki kahden hampaan väliin ienrajassa. Kun suutin on paikoillaan, sulje huulet varovasti sen ympärille, jotta vesi ei roisku (Kuva 13).
- 3** Aktiivointipainiketta painamalla laite suihkuttaa 1–3 suihkuista (valitun tilan mukaan) ilmaa ja mikropisaroita suuvettä tai vettä hampaiden väliin. (Kuva 14)



- 4** Liu'uta suuttimen kärkeä ienraaja pitkin, kunnes kärki asettuu seuraavaan hammasväljiin.
- 5** Käsittele samalla tavalla muutkin hammasvälit, myös takahampaiden takaa (Kuva 15).

Huomautus: Täytä säiliö tarvittaessa.

Automaattinen suihkutustoiminto

Kun pidät aktivointipainiketta painettuna, laite suihkuttaa jatkuvasti suihkuksia noin sekunnin välein.

- 1** Katkaise AirFloss Ultra -laitteen virta painamalla virta-/tilapainiketta yhden sekunnin ajan.

Automaattinen virrankatkaisu

AirFloss Ultra -laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei ole käytetty minuuttiin.

Puhdistaminen

Jos AirFloss Ultra tukkeutuu tai haluat puhdistaa AirFloss-laitteen sisäosat, täytä säiliö lämpimällä vedellä ja paina aktivointipainiketta, kunnes säiliö on tyhjä.

Älä puhdista suutinta, runkoa tai laturia astianpesukoneessa.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen puhdistusaineita. Joidenkin puhdistusaineiden koostumus tai laatu voi vahingoittaa laitetta.

Runko ja suutin

- 1** Irrota AirFloss Ultra -laitteen suutin rungosta. Huuhtele suutin jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta siihen ei jää likaa (Kuva 16).
- 2** Avaa vesisäiliö ja huuhtele se juoksevalla vedellä (Kuva 17).

Vinkki: Voit myös pyyhkiä säiliön ja poistaa lian vanupuikolla.

Huomautus: Älä upota runkoa veteen.

Huomautus: Jos suuttimeen tai säiliöön jää likaa, laitteen hygieenisys voi kärsiä.

- 3** Pyyhi koko runko kostealla liinalla (Kuva 18).



30 SUOMI

Laturi

1 Irrota laturi aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

2 Pyyhi koko laturi kostealla liinalla (Kuva 19).

Säilytys

Jos et aio käyttää AirFloss Ultra -laitetta pitkään aikaan, noudata alla olevia ohjeita.

1 Avaa vesisäiliön kansi ja tyhjennä säiliö.

2 Paina aktivoointipainiketta, kunnes suutimesta ei enää tule vesisuihketta.

3 Irrota laturi pistorasiasta.

4 Puhdista AirFloss Ultra -suutin, runko ja laturi. Lue lisää kohdasta Puhdistaminen.

5 Säilytä AirFloss Ultra -laitetta viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta.

Kierrätyks

- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 20).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan ja jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Poista akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akun poistaminen annettuja ohjeita (Kuva 21).
- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille koituvia haittavaikutuksia.





Akun poistaminen

Ota huomioon, että toimenpide on peruuttamaton.

- 1** Tyhjennä akku painamalla aktivointipainiketta toistuvasti, kunnes AirFloss Ultra -laitteesta ei enää tule ilmaa (Kuva 22).
- 2** Irrota suutin rungosta. (Kuva 23)
- 3** Tartu toisella kädellä tiukasti rungon yläosasta ja toisella kädellä alaosasta (Kuva 24).
- 4** Taita runko kahteen osaan. (Kuva 25)

Huomautus: Tämä vaihe vaatii paljon fyysisätä voimaa. Rungon ylä- ja alaosan pitäisi irrota toisistaan, kun taitat runkoa.

- 5** Irrota rungon alaosa (Kuva 26).
- 6** Leikkää sisäosan kaikki kuusi johtoa saksilla (Kuva 27).
- 7** Vedä sisäosa kokonaan irti rungon yläosasta (Kuva 28).
- 8** Akku on rungon yläosassa. Irrota akku ja hävitä se asianmukaisesti (ei kotitalousjätteen mukana) (Kuva 29).

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivulla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- AirFloss Ultra -suutin.
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot.
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer apparatet ditt på www.philips.com/welcome.

Bruk AirFloss Ultra med ditt foretrukne munnskyllevann som en del av tannhygienen din. I tillegg til å pusse tennene bidrar AirFloss Ultra til å redusere plakk mellom tennene for å kunne forbedre tannkjøtthelsen.

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Hold laderen unna vann. Ikke plasser eller oppbevar den i nærheten av eller over badekar, vaskekummer e.l. fylt med vann. Laderen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Etter rengjøring må du kontrollere at laderen er helt tørr før du setter støpselet i stikkontakten.

Advarsel

- Ledningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen blir skadet, må du kaste laderen. Erstatt alltid laderen med en ny lader av originaltypen for å unngå fare.
- Bruk kun lader av typen HX6100 som fulgte med AirFloss Ultra, til å lade opp batteriet.
- Hvis apparatet er skadet på noen måte (munnstykket, håndtaket og/eller laderen til AirFloss Ultra), må du slutte å bruke det.

- Dette apparatet inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er skadet, må du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor (se avsnittet Garanti og støtte).
- Ikke bruk laderen utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år. Personer med nedsatt synsevne, fysisk eller psykisk funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal kun utføres av barn hvis de er over åtte år og har tilsyn av voksne.

Forsiktig

- Ta kontakt med tannlegen før du bruker dette apparatet hvis du nylig har hatt operasjoner i munnen eller tannkjøttet, lider av en munnsykdom, har gjennomgått omfattende tannoperasjoner i løpet av de siste to månedene eller har mistanke om problemer med tannoperasjoner (fyllinger, kroner osv.).
- Ta kontakt med tannlegen hvis du blør mye etter du har brukt apparatet, eller hvis du fortsatt begynner å blø etter å ha brukt apparatet i fire uker.
- Ta kontakt med lege før du bruker apparatet hvis du har medisinske bekymringer.



34 NORSK

- Dette Philips-apparatet oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, må du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.
- Ikke bruk andre tilbehør enn de som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk for mye makt på tuppen til munnstykket.
- For å unngå fysisk personskade må du ikke fylle beholderen med varmt vann. Ikke plasser fremmede objekter i beholderen.
- Bruk bare AirFloss Ultra til beregnede formål som beskrevet i denne brukerhåndboken.
- For å unngå fysisk personskade må du ikke bruke sprayen under tungen eller i ørene nesen, øynene eller andre sensitive områder.
- Ikke rengjør munnstykket, håndtaket, laderen, beholderen og dekselet til AirFloss Ultra i oppvaskmaskin eller mikrobølgeovnen.
- For å unngå farer forbundet med sveving må du ikke ha isopropylalkohol eller andre rengjøringsvæsker i beholderen.
- AirFloss Ultra er et apparat for personlig pleie, og det er ikke beregnet på bruk på flere pasienter hos et tannlegekontor.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Tuppen til munnstykket
- 2 AirFloss Ultra-munnstykke
- 3 Aktiveringsknapp
- 4 Beholder og deksel
- 5 Håndtak
- 6 Modusindikatorer for lading og luftstøt
- Enkelt luftstøt: 1 lampe
- Dobbelt luftstøt: 2 lamper
- Trippelt luftstøt: 3 lamper
- 7 Strøm-/modusknapp
- 8 Avtakbar munnstykkeholder (kun bestemte modeller)
- 9 Lader

Merk: Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper.

Lading

Lad AirFloss Ultra i 24 timer før første gangs bruk.

1 Sett støpselet på laderen inn i stikkontakten.

2 Plasser håndtaket på laderen (fig. 2)

► **Ladeprosessen:** (fig. 3)

- Ett grønt lys: 33 % oppladet.
- To grønne lys: 66 % oppladet.
- Tre grønne lys: 100 % fulladet.

Merk: Når AirFloss Ultra er fulladet, har den en driftstid på opptil 11 dager når den brukes i modusen trippelt luftstøt, og opptil 33 dager når den brukes i modusen enkelt luftstøt.

Merk: Når ladeindikatorene blinker gult, er batterinivået lavt og må lades opp (færre enn tre økter igjen).



36 NORSK

Før bruk

- 1 Juster munnstykket, og trykk det ned på håndtaket (du skal høre et klikk) (fig. 4).

Merk: Vi anbefaler at du plasserer tuppen slik at den vender mot fronten av håndtaket som vist på illustrasjonen. Men munnstykket kan plasseres begge veier på håndtaket uten at dette påvirker funksjonaliteten. Du kan prøve begge alternativene og bruke det du foretrekker til din tannhygiene.

Merk: Bytt munnstykket (HX8032, HX8033) hver sjette måned for optimale resultater. Skift også munnstykket hvis det blir løst eller ikke lenger klikker på håndtaket.

Merk: AirFloss Ultra støtter bare AirFloss Ultra-munnstykker. Ikke forsøk å bruke andre munnstykker enn AirFloss Ultra-munnstykken på AirFloss Ultra-håndtaket.

- 2 Åpne dekselet på beholderen (du skal høre et klikk) (fig. 5).

- 3 Fyll beholderen med munnskyllevann eller vann (fig. 6).

Tips: Du får best resultat og en friskere opplevelse hvis du bruker munnskyllevann sammen med AirFloss Ultra.

Merk: Ikke bruk munnskyllevann som inneholder isopropylmyristat (f.eks. Dentyl Active) eller store konsentrasjoner av essensielle oljer, da det kan skade apparatet. Dette inkluderer alt munnskyllevann som selges i glassflasker eller keramiske flasker.

- 4 Lukk dekselet på beholderen ved å trykke det ned (du skal høre et klikk) (fig. 7).

- 5 Trykk på strøm-/modus-knappen for å slå på apparatet. (fig. 8)
LED-lysene lyser.

- 6 Trykk på og hold nede aktiveringsknappen til det spruter ut av tuppen på munnstykket (fig. 9).



Bruke apparatet

- 1** Pass på at AirFloss Ultra er slått på. Hvis den er av, trykker du på og slipper strøm-/modus-knappen for å slå på apparatet. (fig. 8)
- D** Du kan endre modiene for å få ønsket antall luftstøt hver gang du trykker på aktiveringsknappen. For å få optimale resultater bruker du modusen med trippelt luftstøt (standardinnstillingen) både fra utsiden og innsiden av tennene.
- D** For å endre modus trykker du på strøm-/modus-knappen for å bla gjennom modi til du kommer til ønsket modus.
Lampene viser valgt modus:
 - Enkelt luftstøt: 1 lampe (fig. 10)
 - Dobbelt luftstøt: 2 lamper (fig. 11)
 - Trippelt luftstøt: 3 lamper (fig. 12)

Merk: AirFloss Ultra husker hvilken modus som ble valgt sist, og den er klar for neste gangs bruk. Hvis AirFloss Ultra blir helt tom for strøm, går den tilbake til standardmodusen trippelt luftstøt når den har blitt ladet opp.

- 2** Plasser tuppen av munnstykket mellom to tenner ved tannkjøttet. Lukk leppene litt rundt munnstykket når det er på plass for å unngå sprut (fig. 13).
- 3** Trykk på aktiveringsknappen for å levere 1-3 støt (avhengig av den valgte modusen) med luft og mikrodroper med munnskyllevann eller vann mellom tennene. (fig. 14)
- 4** Skyv tuppen til munnstykket langs kanten på tannkjøttet til du føler at den legger seg mellom de to neste tennene.
- 5** Fortsett med denne prosedyren mellom alle tennene, også bak de bakerste tennene (fig. 15).

Merk: Fyll på beholderen etter behov.

Funksjon for automatisk luftstøt

Hold inne aktiveringsknappen for å levere luftstøt kontinuerlig, ca. ett sekund mellom hvert luftstøt.

- 1** Slå av AirFloss Ultra ved å trykke på og holde inne strøm-/modus-knappen i ett sekund.

38 NORSK

Funksjon for automatisk avslåing

AirFloss Ultra slås automatisk av hvis den ikke har blitt brukt på ett minutt.

Rengjøring

Hvis AirFloss Ultra tettes, eller hvis du vil rengjøre innsiden av AirFloss-apparatet, fyller du beholderen med varmt vann og trykker på aktiveringsknappen til beholderen er tom.

Ikke rengjør munnstykket, håndtaket eller laderen i oppvaskmaskinen.

Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Sammensetningen av eller styrken til enkelte midler kan skade apparatet.

Håndtak og munnstykke

- 1** Fjern munnstykket til AirFloss Ultra fra håndtaket.
Skyll munnstykket etter bruk for å fjerne smuss som har samlet seg (fig. 16).
- 2** Åpne beholderen og skyll den under rennende vann for å fjerne smuss (fig. 17).

Tips: Du kan også bruke en bomullspinne til å tørke av vannbeholderen og fjerne gjenværende smuss.

Merk: Ikke legg håndtaket i vann.

Merk: Hvis ikke smusset fjernes fra munnstykket eller beholderen, kan apparatet være uhygienisk å bruke.

- 3** Tørk hele overflaten på håndtaket med en fuktig klut (fig. 18).

Lader

- 1** Trekk ut støpslet før du rengjør laderen.
- 2** Tørk hele overflaten på laderen med en fuktig klut (fig. 19).

Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke AirFloss Ultra på en stund, bør du følge trinnene nedenfor:

- 1** Åpne dekselet på beholderen og tøm den.
- 2** Trykk på aktiveringsknappen til det ikke kommer mer sprut ut av munnstykket.
- 3** Koble fra laderen.
- 4** Rengjør munnstykket, håndtaket og laderen til AirFloss Ultra. Se avsnittet Rengjøring.
- 5** Oppbevar AirFloss Ultra på et kjølig og tørt sted uten direkte sollys.

Resirkulering

- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 20).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å fjerne batteriet (fig. 21).
- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale bestemmelser; og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne det oppladbare batteriet

Vær oppmerksom på at denne prosessen ikke kan gjøres om.

- 1** Hvis du vil tømme batteriet, må du trykke på aktiveringsknappen gjentatte ganger til det ikke lenger kommer luft ut av AirFloss Ultra (fig. 22).
- 2** Ta munnstykket av håndtaket. (fig. 23)

40 NORSK

- 3** Ta godt tak i håndtaket med én hånd øverst og én hånd nederst (fig. 24).
- 4** Knekk håndtaket i to deler. (fig. 25)

Merk: Dette trinnet krever rikelig med fysisk makt. Håndtaket skal dele seg i en øvre og en nedre halvdel når du knekker håndtaket.

- 5** Fjern den nedre halvdelen av håndtaket (fig. 26).
- 6** Klipp over alle de seks ledningene i den interne komponenten med saks (fig. 27).
- 7** Trekk den interne komponenten helt ut av den øverste delen av håndtaket (fig. 28).
- 8** Batteriet befinner seg inne i den øverste halvdelen av håndtaket. Ta ut batteriet og kast det ordentlig (ikke i husholdningsavfall) (fig. 29).

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til **www.philips.com/support** eller lese i garantiheftet.

Begrensninger i garantien

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- AirFloss Ultra-munnstykket.
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon.
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming.

Introduktion

Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Använd AirFloss Ultra tillsammans med munvatten som en del av dina tandvårdsrutiner. Om du använder AirFloss Ultra utöver tandborstningen kan du minska förekomsten av plack mellan tänderna och förbättra munhälsan.

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara den inte över eller nära vatten i badkar, handfat osv. Doppa inte laddaren i vatten eller någon annan vätska. Kontrollera att laddaren är helt torr efter rengöring innan du ansluter den till elnätet.

Varning

- Nätsladden kan inte bytas ut. Om nätsladden skadas måste du kassera laddaren. Byt alltid ut laddaren mot en av originaltyp för att undvika fara.
- Använd endast laddare av typ HX6100 som medföljer AirFloss Ultra när du laddar batteriet.
- Om apparaten är skadad (AirFloss Ultra-munstycket, -handtaget och/eller -laddaren) ska du inte använda den.



42 SVENSKA

- Den här apparaten har inga delar som kan bytas ut eller repareras. Om apparaten är skadad kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och support).
- Använd inte laddaren utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder; personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn under 8 år får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.

Försiktighet

- Rådgör med din tandläkare innan du använder apparaten om du nyligen har blivit opererad i munnen, lider av pågående tandproblem, har genomgått omfattande tandvårdsbehandlingar under de senaste två månaderna eller misstänker att du har problem med behandlade tänder (fyllningar, kronor osv.).
- Rådgör med din tandläkare om kraftig blödning uppstår när du har använt apparaten eller om det fortsätter att blöda efter fyra veckors användning.
- Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådfråga läkare innan du använder apparaten.



- Denna apparat från Philips följer säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har pacemaker eller annat implantat ska du kontakta din läkare eller implantatets tillverkare innan du använder apparaten.
- Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Tryck inte för hårt på munstyckesspetsen.
- För att undvika fysisk skada ska du inte fylla behållaren med hett vatten. Placera inga främmende föremål i behållaren.
- Använd bara AirFloss Ultra för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- För att undvika fysisk skada ska du inte rikta strålen mot ytan under tungan, in i öronen, näsan, ögonen eller andra känsliga områden.
- Rengör inte AirFloss Ultra-munstycket, -handtaget, -laddaren, -vattenbehållaren eller locket i diskmaskin eller mikrovågsugn.
- För att undvika risk för förtärning bör du inte placera isopropylalkohol eller andra rengöringsvätskor i behållaren.
- AirFloss Ultra är avsedd för egenvård och ska inte användas på flera patienter på en tandläkarmottagning eller tandvårdsklinik.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.



44 SVENSKA

Allmän beskrivning (Bild 1)

- 1 Munstyckesspets
- 2 AirFloss Ultra-munstycke
- 3 Aktiveringsknapp
- 4 Behållaren och locket till behållaren
- 5 Handtag
- 6 Indikatorer för laddning och strållägen
 - En stråle: 1 lysdiod
 - Två strålar: 2 lysdioder
 - Tre strålar: tre lysdioder
- 7 Strömbrytare/lägesknapp
- 8 Löstagbar munstyckeshållare (vissa modeller)
- 9 Laddare

Obs! Innehållet i lådan kan variera beroende på vilken modell som köpts.

Laddning

Ladda AirFloss Ultra i 24 timmar före första användningen.

1 Sätt laddarens kontakt i vägguttaget.

2 Placera handtaget i laddaren (Bild 2).

D **Laddning:** (Bild 3)

- En grön lysdiod: laddad till 33 %.
- Två gröna lysdioder: laddad till 66 %.
- Tre gröna lysdioder: laddad till 100 %.

Obs! När AirFloss Ultra är helt laddad har den en drifttid på upp till 11 dagar om den används i läget med tre strålar. Drifttiden är upp till 33 dagar när den används i läget med en stråle.

Obs! När laddningsindikatorerna blinkar gult är batteriet svagt och behöver laddas (färre än tre användningar kvar).



Förberedelser inför användning

- 1 Rikta in munstycket och sätt det på plats i handtaget (ett klickljud hörs) (Bild 4).

Obs! Vi rekommenderar att du placerar spetsen i riktning mot framsidan av handtaget som bilden visar. Men du kan placera munstycket som du själv vill utan att det påverkar funktionen. Prova båda alternativen och välj det som passar dina tandvårdsrutiner.

Obs! Byt ut munstycket (HX8032, HX8033) var sjätte månad för bästa resultat. Byt också ut munstycket om det sitter löst eller inte längre klickar fast på handtaget.

Obs! AirFloss Ultra kan bara användas med AirFloss Ultra-munstycken. Försök inte att använda andra munstycken på AirFloss Ultra-handtaget.

- 2 Öppna behållarens lock (ett klickljud hörs) (Bild 5).
 - 3 Fyll behållaren med munvatten eller vatten (Bild 6).
- Tips: För att få bästa resultat och en fräschare upplevelse rekommenderar vi att du använder munvatten tillsammans med AirFloss Ultra.*
- Obs! Använd inte munvatten som innehåller isopropylmyristat (t.ex. Dentyl Active) eller högkoncentrerade eteriska oljer eftersom det kan skada apparaten. Det inbegriper alla typer av munvatten som säljs i förpackningar av glas eller keramik.*
- 4 Stäng behållarens lock genom att trycka ned det (ett klickljud hörs) (Bild 7).
 - 5 Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren/lägesknappen. (Bild 8)
 - lysododerna tänds.
 - 6 Håll aktiveringsknappen intryckt tills det kommer en stråle ur spetsen av munstycket (Bild 9).



46 SVENSKA

Använda apparaten

- 1** Kontrollera att AirFloss Ultra är påslagen. Om den är avstängd slår du på den genom att trycka ned och släppa strömbrytaren/lägesknappen. (Bild 8)
- D** Du kan ändra lägena så att du får önskat antal strålar varje gång du trycker på aktiveringsknappen. För bästa resultat använder du läget med tre strålar (standardinställningen) både på insidan och utsidan av tandraden.
- D** Om du vill ändra läge trycker du på strömbrytaren/lägesknappen för att växla mellan lägena tills du når önskat läge. Lysdioderna visar det valda läget:
 - En stråle: 1 lysdiod (Bild 10)
 - Två strålar: 2 lysdioder (Bild 11)
 - Tre strålar: tre lysdioder (Bild 12)

Obs! Det senast använda läget är valt som standard när du slår på AirFloss Ultra. Om AirFloss Ultra blir helt urladdad återgår den till standardläget med tre strålar när den har laddats.

- 2** Placera spetsen mellan två tänder i tandköttskanten. Slut läpparna något över munstycket när det är på plats för att undvika stänk (Bild 13).
- 3** Tryck på aktiveringsknappen för att avge 1–3 serier (beroende på det valda läget) av luft och mikrodroppar av munvatten eller vatten mellan tänderna. (Bild 14)
- 4** För spetsen längs tandkötsranden tills du känner att den placeras mellan nästa tandpar.
- 5** Fortsätt på samma sätt i alla utrymmen, inklusive bakom de bakre tänderna (Bild 15).

Obs! Fyll på behållaren om det behövs.



Automatisk strålfunktion

Håll aktiveringsknappen intryckt för att spruta kontinuerligt, med ungefär en sekunds mellanrum.

- 1 Stäng av AirFloss Ultra genom att hålla strömbrytaren/lägesknappen intryckt i en sekund.

Automatisk avstängningsfunktion

AirFloss Ultra stängs av automatiskt om den inte har använts under en minut.

Rengöring

Om AirFloss Ultra har täppts igen eller om du vill rengöra den på insidan fyller du behållaren med varmt vatten och trycker på aktiveringsknappen tills vattenbehållaren är tom.

Rengör inte munstycket, handtaget eller laddaren i diskmaskinen.

Använd inte rengöringsmedel när du rengör apparaten. Vissa medel kan ha en sammansättning eller styrkegrad som kan skada apparaten.

Handtag och munstycke

- 1 Ta bort AirFloss Ultra-munstycket från handtaget. Skölj munstycket efter varje användning för att ta bort rester (Bild 16).
- 2 Öppna behållaren och skölj den under kranen för att ta bort rester (Bild 17).

Tips: Du kan också använda en bomullspinne för att torka behållaren och ta bort rester.

Obs! Doppla inte handtaget i vatten.

Obs! Av hygieniska skäl bör du alltid ta bort rester från munstycket och behållaren.

- 3 Torka av hela handtagets yta med en fuktig trasa (Bild 18).





48 SVENSKA

Laddare

- 1** Dra ur nätsladden innan du rengör laddaren.
- 2** Torka av laddarens yta med en fuktig trasa (Bild 19).

Förvaring

Om du inte kommer att använda AirFloss Ultra under en längre tid följer du stegen nedan.

- 1** Öppna behållarens lock och töm behållaren.
- 2** Tryck på aktiveringsknappen tills det inte kommer mer vätska ur munstycket.
- 3** Koppla bort laddaren från eluttaget.
- 4** Rengör AirFloss Ultra-munstycket, -handtaget och -laddaren.
Mer information finns i kapitlet Rengöring.
- 5** Förvara AirFloss Ultra på en sval och torr plats och inte i direkt solljus.

Återvinning

- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 20).
- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållssoporna. Ta ut batteriet enligt instruktionerna i avsnittet "Ta ut det laddningsbara batteriet" (Bild 21).
- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Ta ut det laddningsbara batteriet

Tänk på att du inte kan sätta tillbaka batteriet igen.

- 1** För att tömma batteriet trycker du upprepade gånger på aktiveringsknappen tills AirFloss Ultra inte längre avger luftstrålar (Bild 22).
- 2** Ta bort munstycket från handtaget. (Bild 23)
- 3** Ta ett ordentligt tag i handtaget med en hand längst upp och en hand längst ned på handtaget (Bild 24).
- 4** Dela handtaget i två delar. (Bild 25)

Obs! Detta steg kräver ett visst mått av fysisk styrka. Handtagets övre och undre del ska separeras från varandra när du bryter isär handtaget.

- 5** Ta bort den undre delen av handtaget (Bild 26).
- 6** Klipp av alla sex kablarna på den interna komponenten med en sax (Bild 27).
- 7** Dra bort den interna komponenten fullständigt från handtagets övre del (Bild 28).
- 8** Batteriet sitter i den övre delen av handtaget. Ta ut batteriet och kassera det (inte i hushållssoporna) (Bild 29).

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.

Garantibegränsningar


De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:


- AirFloss Ultra-munstycke.
- Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation.
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning.















www.philips.com/Sonicare

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.



75% recycled paper

4235.020.9190.2

