



AirFloss Ultra



PHILIPS
sonicare



1





English	6
Español	14
Português do Brasil	22

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Use AirFloss with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Your Philips AirFloss Ultra (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir door
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

- 1 Put the plug of the charger in the electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger. (Fig. 2)

Charging process: (Fig. 3)

- 1 green LED: 33% charged.
- 2 green LEDs: 66% charged.
- 3 green LEDs: 100% charged.

Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

Preparing for use

- 1 Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the

handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2 Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).
- 3 Fill the reservoir with mouthwash or water. (Fig. 6)

Tip: For the best result and a fresher experience, we advise you to use mouthwash with your AirFloss Ultra.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyl Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.

- 4 Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).
- 5 Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
The LEDs illuminate.
- 6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle. (Fig. 9)

Using the appliance

- 1 Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8) You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button (Fig. 9). For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.

To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:

- Single burst: 1 LED (Fig. 10)
- Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
- Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

Note: The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2 Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing. (Fig. 13)
- 3 Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. (Fig. 14)
- 4 Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5 Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth. (Fig. 15)

Note: Refill the reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

Automatic shut-off function

The AirFloss automatically turns off if it has not been used for one minute.

Cleaning

If the AirFloss Ultra becomes clogged, or to clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.

Handle and nozzle

- 1 Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it. (Fig. 16)
- 2 Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue. (Fig. 17)

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth. (Fig. 18)

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. (Fig. 19)

Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.

12 English

- 4 Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5 Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Please note that this process is not reversible.

- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air. (Fig. 20)
- 2 Remove the AirFloss nozzle from the handle. (Fig. 21)
- 3 Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom. (Fig. 22)
- 4 Snap the handle into two parts. (Fig. 23)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5 Remove the bottom half of the handle. (Fig. 24)
- 6 Cut all 6 wires on the internal component with scissors. (Fig. 25)
- 7 Completely pull apart the internal component from the top part of the handle. (Fig. 26)
- 8 The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste). (Fig. 27)

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Use AirFloss con su enjuague bucal favorito como parte de su rutina de cuidado dental. Además del cepillado, AirFloss ayuda a reducir la placa entre los dientes para mejorar la salud de sus encías.

Importante

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- Mantenga el cargador lejos del agua. No lo coloque o almacene por encima o cerca del agua contenida en la bañera, lavabo, etc. No sumerja el cargador en agua o cualquier otro líquido. Después de limpiarlo, asegúrese de que esté completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica.

Advertencia

- El cable principal de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable principal se daña, deseche el cargador.
- Siempre reemplace el cargador con uno del tipo original para así evitar cualquier peligro.
- Use solamente el cargador tipo HX6100 incluido con el AirFloss Ultra para recargar la batería.
- Si el dispositivo es dañado de alguna forma (boquilla de AirFloss, mango y/o cargador), deje de usarlo.
- Este dispositivo no contiene partes que requieran servicio. Si el dispositivo es dañado, contacte al Centro de Atención al Cliente en su país (ver capítulo 'Garantía y Soporte').
- No use el cargador en exteriores o cerca de superficies con calor.
- Este dispositivo no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción concerniente al uso del dispositivo por una persona responsable por su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

Precaución

- Consulte a su dentista antes de usar este dispositivo si usted ha tenido alguna cirugía dental o de encías, sufra de alguna condición dental actual, haya tenido algún trabajo dental en los dos meses anteriores, o haya sospechado de problemas con su trabajo dental (limaduras, coronas, etc).
- Consulte a su dentista si algún sangrado excesivo ocurre al usar este dispositivo o si el sangrado continúa ocurriendo después de 4 semanas de uso.
- Si tiene problemas médicos, consulte a su doctor antes de usar este dispositivo.
- Este dispositivo Philips cumple con los estándares de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, contacte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de usarlo.
- No use otros aditamentos que no sean los recomendados por el fabricante.
- No inserte presión excesiva en la punta de la boquilla.
- Para evitar daño físico, no llene el depósito con agua caliente. No ponga objetos extraños en el depósito.
- Use solamente el AirFloss Ultra para su propósito destinado como está descrito en este manual de usuario.
- Para evitar daño físico, no dirija el spray bajo la lengua o dentro del oído, nariz, ojo o cualquier otra área sensible.
- No limpie la boquilla del AirFloss Ultra, el mango, el cargador, el depósito de agua y su cubierta en el lavaplatos o el microondas.
- Para evitar riesgo de ingestión, no ponga alcohol isopropílico u otros fluidos de limpieza en el depósito.
- El AirFloss Ultra es un dispositivo de cuidado personal y no está diseñado para su uso en múltiples pacientes en una práctica dental o institución.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Su Philips AirFloss Ultra (Fig. 1)

- 1 Punta de boquilla
- 2 Boquilla del AirFloss Ultra
- 3 Botón de activación
- 4 Depósito y puerta del depósito
- 5 Mango
- 6 Indicadores de modo de carga y ráfaga
 - Una sola ráfaga: 1 LED
 - Doble ráfaga: 2 LED
 - Triple ráfaga: 3 LED
- 7 Encendido/botón modo
- 8 Titular de la boquilla removible (modelos selectos)
- 9 Cargador

Nota: El contenido de la caja puede estar basado en el modelo comprado.

Carga

Cargue el AirFloss Ultra por 24 horas antes de su primer uso.

- 1 Ponga la espiga del cargador en el tomacorriente.
- 2 Ubique el mango sobre el cargador (Fig. 2).

Proceso de carga: (Fig. 3)

- 1 LED verde: 33% Cargado.
- 2 LED verdes: 66 % cargado.
- 3 LED verdes: 100% cargado.

Nota: Cuando está completamente cargado, el AirFloss Ultra tiene un tiempo de operación de hasta 11 días cuando es usado en modo de ráfaga triple, y hasta 33 días cuando es usado en modo de ráfaga simple.

Nota: Cuando los indicadores de carga destellan en amarillo, la batería está baja y necesita ser recargada (menos de 3 usos).

Preparación para usarlo

- 1 Alinee la boquilla y presione la boquilla hacia abajo en el mango ('click') (Fig. 4).

Nota: Le aconsejamos poner la punta mirando hacia el frente del mango como muestra la ilustración, pero la boquilla puede ser

puesta en el mango de cualquier forma sin afectar el funcionamiento. Puede tratar con ambas opciones y usar la que funcione de mejor manera en su rutina de cuidado dental.

Nota: Reemplace la boquilla (HX8032, HX8033) cada 6 meses para óptimos resultados. También reemplace la boquilla si se vuelve floja o ya no hace 'clic' en el mango.

Nota: El AirFloss Ultra solamente soporta boquillas de AirFloss Ultra. No intente usar boquillas que no sean de AirFloss Ultra en el mango del AirFloss Ultra.

- 2 Abra la cubierta del depósito ('clic') (Fig. 5).
- 3 Llene el depósito con el enjuague bucal o agua. (Fig. 6)

Sugerencia: Para mejor resultado y una experiencia más fresca, le aconsejamos usar enjuague bucal con su AirFloss Ultra.

Nota: No use enjuague bucal que contenga miristato de isopropilo (p. ej.: Dentyl Active) o altas concentraciones de aceites esenciales, ya que puede dañar el dispositivo. Esto incluye a todos los enjuagues bucales vendidos en envases de vidrio y cerámicos.

- 4 Cierre la cubierta del depósito presionando ('clic') (Fig. 7).
- 5 Presione el botón de encendido/modo para encender el dispositivo. (Fig. 8)
Los LED se iluminan.
- 6 Presione y sostenga el botón de activación hasta que el spray salga de la punta de la boquilla. (Fig. 9)

Uso del aparato

- 1 Asegúrese de que el AirFloss Ultra esté encendido. Si está apagado, presione y libere el botón de encendido/modo para encender el dispositivo. (Fig. 8)

Puede cambiar los modos para tener las cantidades deseadas de ráfagas cada vez que presione el botón de activación (Fig. 9). Para óptimos resultados, use el modo de triple ráfaga (la configuración por defecto) desde adentro y afuera de sus dientes.

Para cambiar los modos, presione el botón de encendido/modo para recorrer los modos hasta que alcance el modo deseado. Los LED muestran el modo seleccionado:

- Una sola ráfaga: 1 LED (Fig. 10)
- Doble ráfaga: 2 LED (Fig. 11)
- Triple ráfaga: 3 LED (Fig. 12)

Nota: El AirFloss Ultra recuerda que modo fue seleccionado al último y está listo para su próximo uso. Si su AirFloss Ultra se drena completamente de energía, se regresará al modo predeterminado de triple ráfaga una vez que haya sido cargado.

- 2 Ubique la punta de la boquilla entre dos dientes en su encía. Cierre ligeramente sus labios sobre la boquilla cuando esté en su lugar, para evitar salpicaduras. (Fig. 13)
- 3 Presione el botón de activación para dar de 1-3 ráfagas (dependiendo del modo seleccionado) de aire y micro-gotas de enjuague bucal o agua entre los dientes. (Fig. 14)
- 4 Deslice la punta de la boquilla a lo largo de la línea de la encía hasta que la sienta entre los siguientes dos dientes.
- 5 Continúe este procedimiento para todos los espacios entre sus dientes, incluyendo detrás de sus dientes traseros. (Fig. 15)

Nota: Rellene el depósito como sea necesario.

Función de Auto-ráfaga

Presione el botón de activación para entregar acciones continuamente, aproximadamente un segundo entre el conjunto de acciones.

Función de apagado automático

El AirFloss se apaga automáticamente si no se ha utilizado por un minuto.

Limpieza

Si el AirFloss Ultra se encuentra atascado o para limpiar el interior del AirFloss, llene el depósito con agua caliente y presione el botón de activación hasta que el depósito esté vacío.

No limpie la boquilla, el mango o el cargador en la lavadora de platos.

No utilice agentes limpiadores para limpiar el dispositivo. La formulación o fuerza de algunos agentes puede dañar el dispositivo.

Mango y boquilla

- 1 Retire la boquilla del AirFloss Ultra del mango. Enjuague la boquilla después de cada uso para eliminar el residuo dejado en él. (Fig. 16)
- 2 Abra el depósito y enjuáguelo bajo un grifo para eliminar el residuo dejado en él. (Fig. 17)

Sugerencia: También puede usar un hisopo de algodón para limpiar el depósito y remover el residuo restante.

Nota: No sumerja el mango en agua.

Nota: No remover el residuo de la boquilla o del depósito puede resultar en una condición antihigiénica.

- 3 Limpie la superficie completa del mango con un paño húmedo. (Fig. 18)

Cargador

- 1 Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
- 2 Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo. (Fig. 19)

Almacenamiento

Si no va a utilizar el AirFloss Ultra por un largo periodo de tiempo, siga los pasos abajo indicados.

- 1 Abra la cubierta del depósito y vacíelo.
- 2 Presione y sostenga el botón de activación hasta que el espray ya no salga de la punta de la boquilla.
- 3 Desconecte el cargador.
- 4 Limpie la boquilla del AirFloss Ultra, el mango y el cargador. Consulte el capítulo 'Limpieza'.
- 5 Almacene el AirFloss Ultra, en un lugar seco lejos de la luz solar directa.

Reciclar

- No deseche el producto con la basura normal de la casa al final de su vida útil, sino que llévalo a un punto de recolección oficial para su reciclado. Al hacer esto, ayuda a preservar el ambiente.

Remover la batería recargable

Por favor note que este proceso es irreversible.

- 1 Para agotar la batería, presione el botón de activación repetidamente hasta que el AirFloss ya no produzca ninguna ráfaga de aire. (Fig. 20)
- 2 Retire la boquilla del AirFloss Ultra del mango. (Fig. 21)
- 3 Agarre el mango firmemente con una mano en la parte superior y una mano en la parte inferior. (Fig. 22)
- 4 Separe el mango en dos partes. (Fig. 23)

Nota: Este paso requiere una buena cantidad de fuerza física. Las mitades superior e inferior del mango deben estar separadas una vez que se desenchaja a presión el mango.

- 5 Retire la mitad inferior del mango. (Fig. 24)
- 6 Corte los 6 cables del componente interno con tijeras. (Fig. 25)
- 7 Separe completamente el componente interno de la parte superior del mango. (Fig. 26)
- 8 La batería está localizada dentro de la mitad superior del mango. Remueva la batería y disponga de ella apropiadamente (no con la basura doméstica). (Fig. 27)

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial que viene por separado.

Restricciones de garantía

Los términos de la garantía internacional no cubren lo siguiente:

- Boquilla del AirFloss Ultra
- Daño causado por el uso de partes de repuesto no autorizadas.
- Daño causado por mal uso, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal y rotura, incluyendo rasguños, abrasiones, decoloración o caídas.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!

Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página www.philips.com/welcome.

Use a AirFloss com seu antisséptico bucal como parte da sua rotina de higiene oral. Além da escovação, a AirFloss ajuda a reduzir as placas entre os dentes, para melhorar a saúde das gengivas.

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o carregador longe da água. Não coloque-o nem armazene-o sobre ou próximo da água contida em uma banheira, pia etc. Não mergulhe o carregador em água ou qualquer outro líquido. Depois da limpeza, verifique se o carregador está completamente seco antes de conectá-lo à energia elétrica.

Aviso

- O cabo de energia não pode ser substituído. Se o cabo de energia estiver danificado, descarte o carregador.
- Sempre substitua o carregador por outro do mesmo tipo original para evitar riscos.
- Use somente o carregador do tipo HX6100, fornecido com a AirFloss Ultra, para recarregar a bateria.
- Se o aparelho estiver danificado de alguma forma (carregador, cabo e/ou refil da AirFloss Ultra), pare de usá-lo.
- Este aparelho não contém peças que podem ser reparadas. Se o aparelho estiver danificado, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente de seu país (consulte o capítulo, garantia e suporte').
- Não use o carregador em ambientes externos ou próximo a superfícies quentes.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam

supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Atenção

- Consulte seu dentista antes de usar este aparelho se você tiver se submetido recentemente a cirurgia oral ou na gengiva, sofrer de alguma doença dental, tiver passado por extenso tratamento dental nos últimos dois meses ou suspeitar de algum problema com seu tratamento dental (obturações, coroas etc.).
- Consulte seu dentista se ocorrer hemorragia excessiva depois de você utilizar este aparelho ou se continuar ocorrendo hemorragia depois de quatro semanas de uso.
- Se você tiver alguma ressalva médica, consulte seu médico antes de utilizar este aparelho.
- O aparelho Philips está em conformidade com os padrões de segurança de dispositivos eletromagnéticos. Se você tiver um marca-passo ou outro aparelho implantado, entre em contato com seu médico ou com o fabricante do aparelho implantado antes de usar o produto.
- Não utilize acessórios que não sejam os recomendados pelo fabricante.
- Não exerça muita pressão na ponta do refil.
- Para evitar lesão física, não encha o reservatório com água quente. Não coloque objetos estranhos no reservatório.
- Só utilize a AirFloss Ultra para o que for destinado conforme descrito neste manual do usuário.
- Para evitar lesão física, não direcione o spray abaixo da língua ou orelha, nariz, olhos ou outras áreas sensíveis.
- Não coloque o refil, o cabo, o carregador, o reservatório de água da AirFloss Ultra e a respectiva tampa na lava-louças ou no micro-ondas.
- Para evitar risco de ingestão, não coloque álcool isopropílico ou outros fluidos de limpeza no reservatório.
- A AirFloss Ultra é um aparelho de higiene pessoal e não deve ser usada por mais de um paciente em consultórios ou instituições odontológicas.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Sua Philips AirFloss Ultra (figura 1)

- 1 Ponta do refil
- 2 Refil da AirFloss Ultra
- 3 Botão de ativação
- 4 Reservatório e tampa do reservatório
- 5 Cabo
- 6 Indicadores de carga e do modo de jato
 - Jato único: 1 LED
 - Jato duplo: 2 LEDs
 - Jato triplo: 3 LEDs
- 7 Botão liga/desliga ou de modo
- 8 Suporte removível do refil (modelos específicos)
- 9 Carregador

Nota: os conteúdos da caixa podem variar com base no modelo adquirido.

Carregamento

Carregue a AirFloss Ultra 24 horas antes da primeira utilização.

- 1 Conecte o plugue do carregador à tomada.
- 2 Coloque o cabo no carregador (fig. 2).

Processo (fig. 3) de carregamento:

- 1 LED verde: 33% carregada.
- 2 LEDs verdes: 66% carregada.
- 3 LEDs verdes: 100% carregada.

Nota: Quando está totalmente carregada, a AirFloss Ultra tem um tempo operacional de até 11 dias, se usada no modo de jato triplo, e até 33 dias, se usada no modo de jato único.

Nota: Se os indicadores de carregamento piscarem em amarelo, significa que a bateria está baixa e precisa ser recarregada (menos de 3 usos restantes).

Preparação para o uso

- 1 Alinhe o refil para que a ponta fique de frente para o cabo e pressione o refil para baixo no cabo (você ouvirá um "clique") (fig. 4).

Nota: aconselhamos que você coloque a ponta de frente para o cabo, como mostra a ilustração, mas o refil pode ser colocado no cabo de qualquer forma, sem que isso afete a função. Você pode testar as duas opções e usar a que funcionar melhor na sua higiene oral.

Nota: substitua o refil (HX8032, HX8033) a cada seis meses para resultados ideais. Também substitua o refil se ele não permanecer mais preso ao cabo.

Nota: A AirFloss Ultra suporta somente refis AirFloss Ultra. Não tente usar refis que não sejam AirFloss Ultra no cabo da AirFloss Ultra.

- 2 Abra a tampa do reservatório (você ouvirá um "clique") (fig. 5).
- 3 Encha o reservatório com antisséptico bucal ou água. (fig. 6)

Dica: para obter os melhores resultados e mais refrescância, aconselhamos o uso de antisséptico bucal com sua AirFloss Ultra.

Nota: Não utilize antissépticos bucais que contenham miristato isopropílico (por exemplo, Dentyl Active) ou altas concentrações de óleos essenciais, pois isso pode danificar o aparelho. Isso inclui todos os antissépticos bucais vendidos em vidro e embalagens cerâmicas.

- 4 Pressione a tampa do reservatório para fechá-la (você ouvirá um "clique") (fig. 7).
- 5 Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho. (fig. 8)
Os LEDs acendem.
- 6 Mantenha pressionado o botão de ativação até o spray sair da ponta do refil (fig. 9).

Utilização do aparelho

- 1 Verifique se a AirFloss Ultra está ligada. Se estiver desligada, pressione e solte o botão liga/desliga para ligar o aparelho. (fig. 8)

Você pode alterar os modos para ter a quantidade desejada de jatos cada vez que pressionar o botão (fig. 9) de ativação.

Para obter resultados ideais, use o modo de jato triplo (a configuração padrão) em toda a boca: externa e internamente.

Para alterar os modos, pressione o botão liga/desliga para executar todos os ciclos até chegar ao modo desejado. Os LEDs mostram o modo selecionado:

- Jato único: 1 LED (fig. 10)
- Jato duplo: 2 LEDs (fig. 11)
- Jato triplo: 3 LEDs (fig. 12)

Nota: a AirFloss Ultra armazena o modo que foi selecionado da última vez e está pronta para o próximo uso. Se a sua AirFloss Ultra ficar totalmente sem bateria, ela voltará ao modo padrão de jato triplo depois que for recarregada.

- 2 Coloque a ponta do refil entre dois dentes e a linha da gengiva. Feche levemente seus lábios sobre o refil quando ele estiver no lugar para evitar respingos (fig. 13).
- 3 Pressione o botão de ativação para propiciar um a três jatos de ar (dependendo do modo selecionado) e microgotas de antisséptico bucal ou água entre os dentes. (fig. 14)
- 4 Deslize a ponta do refil pela linha da gengiva até senti-la entre os próximos dois dentes.
- 5 Continue este procedimento em todos os espaços interdentais, inclusive atrás dos dentes (fig. 15) posteriores.

Nota: reabasteça o reservatório conforme o necessário.

Função de jato automático

Pressione o botão de ativação para aplicar jatos contínuos, aproximadamente um segundo entre cada grupo de jatos.

Função de desligamento automático

A AirFloss desliga automaticamente quando não é usada por um minuto.

Limpeza

Se a AirFloss Ultra ficar entupida, ou para limpar a parte interna da AirFloss, encha o reservatório com água quente e pressione o botão de ativação até esvaziá-lo.

Não coloque o refil, o cabo ou o carregador na lava-louças.

Não utilize agentes de limpeza para limpar o aparelho. A fórmula ou a potência de alguns agentes pode danificar o aparelho.

Manuseio do refil

- 1 Retire o refil da AirFloss Ultra do cabo. Enxágue o refil sempre depois de usá-lo para eliminar os resíduos que ficam nele. (fig. 16)
- 2 Abra o reservatório e enxágue-o com água corrente para eliminar os resíduos (fig. 17).

Dica: você também pode utilizar um cotonete para limpar o reservatório e retirar os resíduos restantes.

Nota: não mergulhe o cabo na água.

Nota: se os resíduos não forem removidos do refil ou do reservatório, isso poderá causar uma condição anti-higiênica.

- 3 Limpe toda a superfície do cabo com um pano (fig. 18) úmido.

Carregador

- 1 Desligue o carregador antes de limpá-lo.
- 2 Limpe toda a superfície do carregador com um pano (fig. 19) úmido.

Armazenamento

Se você não for utilizar a AirFloss Ultra por um longo período, siga estas etapas:

- 1 Abra a tampa do reservatório e esvazie-o.
- 2 Pressione o botão de ativação até que não saia mais nenhum spray do refil.
- 3 Desligue o carregador.
- 4 Limpe o refil, o cabo e o carregador da AirFloss Ultra. Consulte o capítulo 'Limpeza'.
- 5 Guarde a AirFloss Ultra em lugar seco e frio, longe da luz solar direta.

Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Remoção da bateria recarregável

Este processo não é reversível.

- 1 Para descarregar a bateria, pressione repetidamente o botão de ativação até que a AirFloss não produza mais jatos de ar (fig. 20).
- 2 Retire o refil da AirFloss do cabo (fig. 21).
- 3 Segure firmemente o cabo com uma das mãos na parte superior e a outra na parte inferior. (fig. 22)
- 4 Encaixe o cabo em duas partes. (fig. 23)

Nota: esta etapa exige uma boa quantidade de força física. As metades superior e inferior do cabo devem ser separadas depois que você encaixá-lo.

- 5 Retire a metade inferior do cabo (fig. 24).
- 6 Corte todos os seis fios do componente interno com uma tesoura. (fig. 25)
- 7 Separe completamente o componente interno da parte superior do cabo. (fig. 26)

- 8 A bateria está dentro da metade superior do cabo. Retire a bateria e descarte-a corretamente (não no lixo (fig. 27) doméstico).

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia














Os termos da garantia internacional não cobrem:

- Refil da AirFloss Ultra
- Danos causados por uso de peças de reposição não autorizadas.
- Danos causados por uso indevido, negligência, modificações ou reparo não autorizado.
- Desgaste normal, incluindo rachaduras, arranhões, abrasão, alteração da cor ou desbotamento.












14




15




16




17




18



19







www.philips.com/Sonicare

©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

4235.021.2143.1