### ●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 ●誤った取扱をしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

安全上のご注意

危険 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 ↑ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される 内容。

・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。

# ・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制の容に、制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

### **危** 险 ●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近く では絶対に使用しない。 \*ペースメーカー等の体内植込型医療機器 \*人工心肺等の生命維持用医用電気機器 \*心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器 医用電子機器や家庭用電気治療器の誤動作をまね

●本機は充電式電池を内蔵しています。 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない。 発熱・発火・破裂の原因になります。

# **全** 等 告

禁止

●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、 修理をしないでください。火災、感電、けがの原因と なります。修理はお買い上げの販売店または小泉 成器修理センター(0570-09-8888)にご相談くだ 1

ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法

1. 毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッドの向

2. ブラシヘッドが止まるまで、金属シャフトにヘッドをしっ

※ブラシヘッドとハンドルの間には、わずかなすき間が

きをそろえてください。

あります。

ソニッケアーの機能

カドペーサー機能

らせする機能です。

振動が一瞬止まります。

- 磨き方参考例 -

①上あご右側表裏

②上あご左側表裏

③下あご右側表裏

④下あご左側表裏

①上表側(頬側)

②上裏側(舌側)

③下表側(頬側)

④下裏側(舌側)

充電器のお手入れの仕方

 $oldsymbol{1}_{ullet}$  お手入れの前に必ず充電器の電源プラグをコンセントから

/ 注意 充電器は絶対に水の中に入れないでください。

⚠注意 お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール

ご使用にならないでください。

にお問い合わせください。

ソニッケアーの保管(長期間使用しない場合)

16

▲ 充電器の電源プラグをコンセントから抜き

2. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

お手入れをします。

類を使用すると、変色、変形の原因にもなります

ので、絶対に使用しないでください。また洗剤も

充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを

調べてください。もし電源コード・プラグの異常

がありましたら、事故防止のため使用を中止し、

お買い求めの販売店か小泉成器修理センター

布で充電器の表面をきれいに掃除してください。

充電器

抜いてください。

(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)

カドペーサー機能は、時間の区切りをビープ音でお知

お口の中を均等にくまなくブラッシングすることがで

一定の間隔(30秒)で短いビープ音が鳴り、ブラシヘッドの

お口の中をイラストのように4カ所に分け、それぞれを一定

の間隔(30秒)で磨くことができます。2分間のブラッシング

時間中に、30、60、90秒ごとに短いビープ音が鳴ります。

かりはめ込んで固定してください。

### **A** 警告

行わないでください。

から抜いてください。感電やけがをすることがあります。

●ハンドルを充電する時は専用の充電器以外では

●充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ

●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでくださ

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでく

●本製品は歯、歯ぐきの洗浄のために設計されてい

ます。本取扱説明書に記載されている以外の目的 では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してくださ

い。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやか

い。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至る

●異常・故障時には、直ちに使用を中止してくださ

●充電器を浴室等で使用および保管しないでくださ

●充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コ

●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでくださ

●充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げた

り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を 載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでくださ い。また、電源コードを熱したものの上に置いたり、

屋外で使用しないでください。電源コードが破損 し、火災・ショート・感電の原因となります。

い。ショート・感電のおそれがあります。

2

初めてお使いのときや半年以上使われていな

かったときは、充電開始後数分間、本体の充電

中の表示が点滅しないことがありますが、その

※本製品はリチウムイオン電池を使用していますが、ご使用の都度

この製品は通常24時間充電です。

満充電で約2週間使用できます。

2. 充電表示ランプが見えるように、ハンドルの底面が充電器

充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントか

🍂 注意 ら抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯と歯

ぐきに対して45度の角度で軽く当ててブラッシング

に完全に接するようにハンドルを立てます。

充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。

使い方

\*使い方のコツ

していただくのがコツです。

ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を 向くように、ブラシヘッドが止まるまで金属

※ブラシヘッドとハンドルの間には、わず

シャフトにまっすぐはめ込んでください。

▋。ブラシヘッドを取り付ける。

かなすき間があります。

2. ブラシヘッドを数秒間水でゆす

お好みにより、歯磨き粉をつけます。

※ブラシヘッドのキャップはご使用前

3. 歯磨き粉が飛び散らないよう

に、ブラシヘッドを口腔内に入れ

てから電源スイッチを押します。

ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に

少し角度(45度)をつけて軽く当てて、 ゆっくりと移動させます。長い毛が歯間

に届くよう気をつけて、同じ箇所で約2秒

※カドペーサー機能(P11を参照してく

ださい)を使うと、お口の中の上下の歯

の表裏、4つのセクションをまんべんなく

間ずつブラッシングしてください。

製品を廃棄するとき

際しては、リチウムイオン電池を取り

リサイクル協力店にお持ちください。

ブラッシングできます。

いで濡らします。

まま充電すると充電表示ランプが点滅します。

充電をしても充電池の寿命には影響ありません。

充電の仕方

ンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

場合、無理に押し込もうとしないでください。

い。感電やけがをすることがあります。

い。火災や感電の原因になります。

に医師にご相談ください。

い。感電する場合があります。

●お子様がご使用の際には、保護者の監督のもと に行ってください。

●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。

注 意

●ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。 感染や炎症の原因になります。 ●充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。

●歯や歯ぐきにブラシヘッドを強く当てたり、1カ所に長く当てすぎないでください。歯や歯ぐきを傷つ けることがあります。歯周病がひどい人などは歯科 医師にご相談ください。

●充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、 電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを 持って引き抜いてください。感電やショートして発

●充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセント

から抜いてください。けがややけど、絶縁劣化によ る感電・漏電火災の原因になります。 ●収納時に電源コードを充電器に巻きつけないでく

ださい。電源コードに負荷がかかり断線し、ショート による火災などの原因になります。 ●器具用プラグにピンやごみを付着させないでくださ

い。感電・ショート・発火の原因になります。 

●治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気に なる症状がある場合は、その部位での使用はしな いでください。けがの原因になります。

ください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。

●乳幼児(乳歯)や自分で操作ができない方、口内 の感覚が弱い方などは使用しないでください。

●本製品は食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗

3

(充電器の電源コードがコンセントに差し込まれているとき)

●緑色のランプが点灯

●緑色のランプが点滅

●緑色のランプが点灯

●緑色のランプが点滅

●緑色のランプが点滅

=電池残量0~5%

●専用の充電器のみを使用してください。

/ 注意 ●充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物

※充電中は本体及び充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません

この製品は通常24時間充電です。

●ソニッケアーを初めてお使いいただくと、少しくすぐったい

●ソニッケアーの動きに任せてください。力を入れてこすっ

5. ブラッシングを終えると、自動的にスイッチが切れます。

さらに磨きたい場合は、もう一度スイッチを入れます。

6.ブラッシング後は、口を水でゆすぎます。

るにつれ、この感じは少なくなっていきます。

●1日2回のブラッシングをお勧めします。

たりすると、逆効果です。

4. ブラッシングが終わったら、かみ合

することも可能です。

わせ部分や着色汚れ(ステイン)

がある部位を追加でブラッシング

感じや、ちくちくした感じを受けることがありますが、慣れ

を置かないでください。

ブラッシング後にビーブ音が 3回鳴り、ランプが点滅します。

=電池残量6~20%

=電池残量 21~100%

= 電池残量 0~89%

= 電池残量 90~100%

ハンドルが充電器に立ててあるとき

ランプ表示

ブラッシング中および

ランプ表示

電池残量(高~中)

電池残量(低)

充電催促表示

ブラッシング終了後30秒以内

充 電 完

電

# ソニッケアーの機能

イージースタート機能

(振動に慣れていただくための機能)

イージースタートとは、ソニッケアーに慣れていただく までの間、通常より弱いパワーでお使い頂き、段階的に 上げていく機能です。初めてソニッケアーをお使い頂 いてから15回目のブラッシングで通常のブラッシング パワーになります。

使用上のご注意

1 . 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないように

2 . 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去

3 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製

4 . 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医

5 . 炭酸ナトリウムを含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにフ

6. 最良の効果を得るためにフィリップスソニッケアー純正ブラシ

7 。 スイッチは、指の腹でスイッチボタンの中心部を押してください。

ラシヘッドを本体から外し、よく水洗いしてください。プラスチック

※付属のブラシヘッド以外にもソニッケアー替ブラシであればご

使用いただけます(ソニッケアーキッズブラシヘッド、eシリーズ

使用を中止し、歯科医師にご相談ください。

部のひび割れが生じる危険性があります。

師にご相談ください。

ヘッドをご使用ください。

ブラシヘッドを除く)。

爪で押すと故障の原因となります。

してください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあ

ります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機

能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合で も、約3カ月ごとのブラシヘッドの交換をおすすめいたします。

2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、

本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談く

品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご

また、イージースタート機能は工場出荷時にオンになっ ています。

14回目のブラッシングまでは必ず最低1分間の歯磨き を行ってください。イージースタート機能が正常に動作 しない場合があります。

【イージースタートのオンおよびオフ設定】 コンセントに充電器の電源コードが差し込まれている

のを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。

●イージースタート機能をオフにする。 電源スイッチを約2秒間押し続けると、ビープ音が1度鳴り、 イージースタート機能がオフになります。

●イージースタート機能を再びオンにする。 電源スイッチを約2秒間押し続けると、ビープ音が2度鳴り、 イージースタート機能が再びオンに設定されます。

※ソニッケアーの優れた歯垢除去効果が損なわれますので、 慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージー スタート機能を使い続けることはおすすめしません。

以下のポイントに注意していただくと、効果的なブラッシングができます。

ソニッケアーの効果的なブラッシング方法

ブラシを少し斜め ブラシを少し立てる かみ合わせ面に ブラシをたてにあて (45度)にあてて ようにあてて 対して垂直に てください。

対して垂直に あててください。

### スマートタイマー機能 (ブラッシング自動停止機能)

各部の名称

携帯用キャップ

ブラシヘッド

充電表示ランプ

電源スイッチ

ハンドル

充電器

(Charger

D.

(Replaceable brush head)

(Battery charge indicate

(Power on/off button)

(Hygienic travel cap)

スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間 を経過すると自動的に停止する機能です。

5

2分間のブラッシングサイクルの最中でブラッシング を停止したい場合は、電源スイッチを2秒間押してくだ さい。2分間の動作中に電源スイッチを切っても、30秒 以内に再びスイッチを入れると、残ったブラッシングサ イクルを実行します。

下記の場合はスマートタイマーがリセットされます。 - ブラッシングを30秒以上中断した場合。

- ハンドルを充電器にセットした場合。

10

ハンドルおよびブラシヘッドのお手入れの仕方

注意 本製品はすべて食器洗浄機や乾燥機、電子レ

1. ブラシヘッドを外して金属シャフト部

をぬるま湯で洗浄してください。

にむらなく拭いてください。

 $oldsymbol{1}_{ullet}$ ご使用のたびにブラシヘッドと毛先

を水で洗い自然乾燥させてください。

2. ハンドルからブラシヘッドを外して接

湯で洗浄してください。

により変化します)。

合部を少なくとも1週間に1回ぬるま

ブラシヘッド

※金属シャフト上のゴム製シールを

先の尖ったもので突き刺さないよ

うにしてください。破損が生じるか

2. ハンドル表面を湿らせた布で全体的

ンジで洗浄・乾燥しないでください。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分間以上のブラッシ ング時間を推奨しています。

# 取 扱 説 明 書 保証書付ページについておりますのでお買い求 商品をご確認ください ハンドル

• 1本 A ブラシヘッド 携帯用キャップ 1個 • 充電器 1個 • \*改良のため、仕様を予告なく変更することがあります

**PHILIPS** 

**EasyClean** 

フィリップス ソニッケアー

sonic toothbrush

イージークリーン

充電式電動歯ブラシ

HX6521/01, HX6551/01

保証書は、この取扱説明書の最終

P5各部番号

めの販売店で記入を受けてください

1本

フィリップス ソニッケアー イージークリーンをお買 いあげいただき、誠にありがとうございます。長い間ご 愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよ くお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつで も見られるところに必ず保管してください。

### フィリップス ソニッケアー イージークリーン 保証書 持込修理 CERTIFICATE OF PURCHASE この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ

お買い上げの販売店または小泉成器修理センターに修理をご依頼ください。 お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレク ロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。 名 充電式電動歯ブラシ

形 名	フィリップス ソニッケアー イージークリーン (HX6521/01, HX6551/01)
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル、充電器(ブラシは除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 ご芳名 電話番号
★販売店	販売店・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので大切に保管してください。 ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。 贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

ナビダイヤル(全国共通) 日本販売代理点 小泉成器株式会社 0570(07)6666 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 ★ 修理に関するお問い合わせ 小泉成器修理センター ナビダイヤル(全国共通)

ナビダイヤルにかからない時は 小泉成器東日本修理センター TEL 048 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 **0570(09)8888** 小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1-3-98 ★ 部品に関するお問い合わせ —

ナビダイヤルにかからない時は TEL 06(6613)3211 小泉成器部品センター ナビダイヤル(全国共通) 0570(09)2222 受付時間:平日9:00~17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

[この印刷物は再生紙を使用しております。] 🖒 ©2016 Koninklijke Philips N.V.(KPNV) All rights reserve 記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. の商標または容経商編です

4235.020.3313.6 (09/16)

# 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意 書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料 修理します。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合 には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの 販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談

4. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼で きない場合は、小泉成器修理センターにご相談ください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障 及び損傷。 ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び

③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や 異常電圧による故障及び損傷。

④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に

使用された場合の故障及び損傷。

⑤本書の提示がない場合。

⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の

記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

\*この保証書は、木書に明示した期間、冬件のもとにおいて無料修理をお 約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を

制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の 場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合 わせください。 \*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しく

は、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目(P20)をご覧ください。 \*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内の サービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップ スエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方 針」に基づき適切に管理いたします。

### お買い上げ 年 月 日 店 名

ご使用の時このような症状はありませんか? ●本体にさわると時々電気を感じる。

### ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●その他の異常、故障がある

# 様

### フィリップス ソニッケアー イージークリーン HX6521/01, HX6551/01 ハンドル品番 HX6530 充 電 器 品 番 HX6100 重さ(ハンドル+ブラシヘッド) 127g 定格 電圧 AC100V~240V, 50/60Hz ブラシ振動数 約 31,000 ストローク / 分 充 電 時 間 約 24 時間 満充電後、通常使用(目安として) 使 用 時 間 (2分間のブラッシングを1日2回)で約2週間 使 用 充 電 池 リチウムイオン電池 (Li-ion)

消費電力 充電器 0.4~1.4W(充電時)

# ※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

●破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。●最良の効果を得るためにフィリップスソニッケアー純正ブラシヘッドをご使

22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021 U.S.A. 日本販売代理店

はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に 作動しない。 出し、各自治体の処理方法に従い **谷Li-ion** 

・製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解 しないでください。 一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対 に再使用しないでください。

12

リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池

# 充電池の取り外し方

・必ず 1~4 の手順に従って作業を行ってください。 ・充電池を取り外す前にマイナスドライバーで、ハンドル底にあるボトム キャップを外してください。


作業を行う際は目、手、指などをけがされないように注意してください。

■ ハンドルを充電器から取り出し、スイッチを "ON" にして完全に動作しなくな るまで電池を放電させてください。何度もこのステップを繰り返して完全に動 作しなくなったことをご確認ください。

2. ハンドルの底にあるボトムキャップのスロットにドライ バーの先を入れてください。ドライバーを反時計回りに 回し、ボトムキャップを外してください。



 ハンドルの上下を逆さにし、シャフトを下に押して、ハン ドルの内部を外に出してください。



※取り出した廃棄電池は⊕、⊖端子をショートさせないように注意してください。 ※ご自身では充電池の交換はできません。

17

認ください。

 $7_{ullet}$ 使用後は、必ずブラシヘッドを水 で洗ってください。 水道蛇口から水を出して、ブラシ ヘッドに残っている歯磨き粉を洗 い流してください。



### ブラシを歯の表面に少し斜めに ブラシを歯の表面に少し斜めに あててください。 あててください。

ください。

上手なみがき方

EXF 歯磨き粉をお使いになる場合、飛び散るのを防ぐためブラシヘッドを口腔内 に入れてから電源を入れてください ソニッケアーの性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当てて

カドペーサー機能を利用するとお口の中を均等にくまなくブラッシングできます。 ソニッケアーをはじめてお使いいただく方は、慣れるまでくすぐったく感じることや ちくちくした感じを受けることがあります。慣れるとともにこの感覚は減少します。 お好みによって舌のブラッシングにもお使いいただけます。 - このような場合・

# ●歯列矯正装置をつけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。 歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください ●治療後の歯科補綴物

詰め物、クラウン、インブラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、 何か異常を感じた場合、歯科医師にご相談ください。

ブラシヘッド交換の目安 ※ブラシヘッドが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3ヵ月ごとに交換する ことをおすすめします(使用頻度、使用方法により異なります)。 14

使い始めてから2分程度でブラシヘッドの動作がとまる。 ●スマートタイマー機能により、電源スイッチを入れてから 2分経過すると自動的に動作がとまります。詳しくはP10

### ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がする。 ●ブラシヘッドを少し斜め(45度)にあててください。

詳しくはP14をご覧ください。

# ●ハンドル、ブラシヘッド、充電器をお手入れしてください。

変なにおいがする。

をご覧ください。

求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせく

# 詳しくはP15~16をご覧ください。 \* 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、お買い

管理いたします。

20

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

保証とアフターサービス

〈保証書・最終ページに付属〉 ●保証は、本製品を最初に購入された方のみ適用されます。 ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください

	N/1011/431-13	65X25 I 5 5 1 1 P		
	対象部分	ハンドル、充電器(ブラシヘッドは除く)		
【補修用性能部品の保有期間】				

●最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月

15

ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法

【補修用性能部品の保有期間】
<ul><li>●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。</li><li>●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。</li></ul>

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、 小泉成器修理センターにお問い合わせください。 【修理を依頼されるときは】 ●修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検

【保証期間中は】 ●製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

◆本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証 期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少 日数を要することもあります。 ●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス

部门・・・ Philips Oral Healthcare, LLC.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021 U.S.A.
Phone:+1 (800) 682-7664

18

# 13

故障かな?と思ったらお調べください

する必要があるかもしれません。

故障かな?と思ったら

●充電残量をご確認ください(詳しくは P8 をご覧ください)。 ●充電器の電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれてい ることを確認してください。 ●場合によっては、ブラシヘッドを再度装着、あるいは交換

動作がおかしい。 (例:動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシングカが弱くなった) ●充電残量が少なくなっている可能性があります。24時間 充電してください。

充電しても数分しか使えない。 ●ハンドルの底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ ●充電時間が短い可能性があります。24時間充電してくだ

### ブラッシングの力が弱く感じる。 ●ブラシヘッドを押し当てすぎると、ブラシの振幅が小さくな ります。ブラシヘッドは歯に軽く当てるようにしてください。

●イージースタート機能が働いている可能性があります。 詳しくはP9をご覧ください。 ●充電が不十分な場合もありますので、再度24時間充電 してください。

●ブラシヘッドが約3カ月に一度交換されているかどうかご確

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください) 保証期間 お買上げ日から2年間

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、ハンドルと充電器をセット でお買い上げの販売店または小泉成器修理センターへご依頼ください。

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連

●お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクス ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/に掲載されている 「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に

上げ日

● ブラシヘッド ● 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により異なります)。

Philips Oral Healthcare, LLC.

小泉成器株式会社

21

充電式電動歯ブラジ

愛情点検

22

19

### **ENGLISH**

■Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,

# register your product at www.philips.com/welcome. **IMPORTANT**

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

### **DANGERS**

To reduce the risk of electrocution:

**SAFEGUARDS** 

- 1 Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 2 Do not place the product in or drop it into water or any other liquid.
- 3 Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4 Do not use the product while bathing.

### **WARNINGS**

- To reduce the risk of electrocution, fire, or injury to persons:
- 1 Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush head, handle, charger). This product contains no serviceable parts. Refer to chapter 'Guarantee and service' if your Sonicare no longer works properly or needs repair.
- 2 Never use the charger if it has a damaged cord or plug.
- 3 Keep the cord away from heated surfaces.
- 4 Do not use the charger outdoors. 5 Do not use the charger if dropped into water.
- 6 This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. Use this product only for its intended use as described in this booklet. Discontinue use of this product and contact a physician/dentist if discomfort or pain is
- experienced. 7 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 8 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 9 Do not use attachments other than those recommended by the manufacturer.
- 10 If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate (common in whitening toothpaste), thoroughly clean your brush head and handle with soap and water after each use. Otherwise plastic cracking may occur.

### **MEDICAL WARNINGS**

- 1 Consult your dental professional before you use this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
- 2 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or
- bleeding continues to occur after 1 week of use. 3 If you have a pacemaker or other implanted device contact your physician or the device
- manufacturer prior to use. 4 Sonicare has been tested and is compliant with safety standards for electromagnetic devices.
- 5 Consult your physician prior to using the Sonicare if you have medical concerns.

A Replaceable brush head B Battery charge indicator

**SAVE THESE** 

**INSTRUCTIONS** 

■Your Sonicare (Fig. 1) ■

- D Handle
- E Charger
- **■**Getting started

# Attaching the brush head

- 1 Align the front of the brush head with the front of the toothbrush handle.
- 2 Push the brush head onto the metal shaft (Fig. 2). Note:There is a small gap between the brush head and the handle

# Charging the Sonicare

- 1 Put the plug of the charger in the electrical
- outlet and place the handle on charger. Flashing light indicates that the toothbrush is
- Solid light indicates that the toothbrush is 90-100% charged
- 2 During brushing or within 30 seconds after brushing, the charge indicator shows the approximate remaining battery charge (Fig.3).
  - Flashing light indicates that the battery is low (20% or less)
  - Flashing light and 3 beeps indicate that the battery is extremely low (5% or less) and toothbrush has to be recharged

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use. It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

# **■**Using your Sonicare **■**

- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline (Fig. 4).
- 3 Press the power on/off button to switch on
- 4 Apply light pressure to maximize Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 5 Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

- 6 Brush each section for 30 seconds. Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and then brush section 2 (inside top teeth). Continue with section 3 (outside bottom teeh) and finally brush section 4 (inside bottom teeth) (Fig. 5).
- 7 After you have completed the 2-minute brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer (Fig. 6).

- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)
- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)

### Features Easy-start

This Sonicare model comes with the Easy-start feature activated. The Easy-start feature gently increases the power over the first 14 brushings.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to advance through the Easy-start ramp-up cycle properly.

Deactivating or activating the Easy-start

- 1 Attach the brush head to the handle.
- 2 Place the handle in the plugged-in charger.

To deactivate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

To activate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

### **S**martimer

After 2 minutes, the Smartimer automatically switches off the toothbrush. To pause or stop brushing during the 2-minute cycle, press the on/off button. If you press the on/off button again within 30 seconds, the Smartimer picks up where you left off.

### Quadpacer

The Quadpacer is an interval timer. At 30, 60 and 90 seconds, you hear a short beep and pause in the brushing action. This is your signal to move to the next section of your mouth.

### Cleaning

Do not place brush head, the handle and the charger in the dishwasher.

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use. Let the brush head air-dry only (Fig. 7).
- 2 Remove the brush head once a week and clean the connection between the brush head and the handle (Fig. 8).

Do not use sharp objects to press on the rubber seal, as this may cause damage.

- 3 Clean the rest of the handle periodically with mild soap and a moist cloth (Fig. 9).
- 4 Unplug the charger before cleaning. Use a damp cloth to wipe the surface of the charger.

# ■ Replacement ■

# **Brush head**

Replace your Sonicare brush head every 3 months

# Disposal

- The rechargeable battery inside your Sonicare cannot be replaced, but it is easy to remove for recycling. At the end of the toothbrush's life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery from the
- handle by following the instructions below. Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this,
- you help to preserve the environment (Fig. 10). The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard the appliance, and recycle
- or dispose of the battery according to local waste management requirements. If you have any recycling questions, contact your local

# Removing the rechargeable battery

waste management office.

# Please note that this process is not reversible.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Sonicare.
- 2 Insert a screwdriver into the slot in the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap (Fig. 11).
- 3 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle (Fig. 12).
- 4 Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier (Fig. 13).

The rechargeable battery can now be recycled or disposed of and the rest of the product discarded appropriately.

### Guarantee and service **Consumer Service Information**


If you need service or information or if you have a question, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.


# WARRANTY EXCLUSIONS


What is not covered under warranty: Brush heads


- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or Normal wear and tear, including chips, scratches,
- abrasions, discoloration or fading.























# www.philips.com

Philips Oral Healthcare, LLC. 22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021

+1-425-396-2000

دے

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending. ©2016 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC. and/or KPNV.

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.