

**AirFloss Ultra**


**إيرفلوس ألترا**












**HX8331, HX8431, HX8392**



**PHILIPS**  
**sonicare**







**English 6**

**العربية 21**

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Use AirFloss with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

## Intended use

The device is intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay.

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

## Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

## Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).

## 8 English

- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.

- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Your Philips AirFloss Ultra (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir door
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
  - Single burst: 1 LED
  - Double burst: 2 LEDs
  - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

## Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

- 1 Put the plug of the charger in the electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger. (Fig. 2)

Charging process: (Fig. 3)

- 1 green LED: 33% charged.
- 2 green LEDs: 66% charged.
- 3 green LEDs: 100% charged.

Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

## Preparing for use

- 1 Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2 Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).
- 3 Fill the reservoir with mouthwash or water. (Fig. 6)

Tip: For the best result and a fresher experience, we advise you to use mouthwash with your AirFloss Ultra.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyl Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.

- 4 Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).
- 5 Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)  
The LEDs illuminate.
- 6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle. (Fig. 9)

## Using the appliance

- 1 Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)  
You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button (Fig. 9). For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.

To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:

- Single burst: 1 LED (Fig. 10)
- Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
- Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

**Note:** The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2 Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing. (Fig. 13)
- 3 Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. (Fig. 14)
- 4 Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5 Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth. (Fig. 15)

**Note:** Refill the reservoir as needed.

## 12 English

### Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

### Automatic shut-off function

The AirFloss automatically turns off if it has not been used for one minute.

## Cleaning

If the AirFloss Ultra becomes clogged, or to clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

**Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.**

**Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.**

### Handle and nozzle

- 1 Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it. (Fig. 16)
- 2 Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue. (Fig. 17)

---

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

---

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth. (Fig. 18)

### Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. (Fig. 19)

## Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.
- 4 Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5 Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

## Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Removing the rechargeable battery

**Please note that this process is not reversible.**

- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air. (Fig. 20)
- 2 Remove the AirFloss nozzle from the handle. (Fig. 21)
- 3 Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom. (Fig. 22)
- 4 Snap the handle into two parts. (Fig. 23)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5 Remove the bottom half of the handle. (Fig. 24)
- 6 Cut all 6 wires on the internal component with scissors. (Fig. 25)
- 7 Completely pull apart the internal component from the top part of the handle. (Fig. 26)
- 8 The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste). (Fig. 27)

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

### Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

## إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن

يرجى ملاحظة أن هذه العملية لا يمكن التراجع عنها.

- 1 لتفريغ البطارية، قم بالضغط المستمر علي زر التنفيعل حتي ينتهي AirFloss من اصدار أي تدفقات للهواء. (الشكل 20)
  - 2 قم بإزالة فوهة AirFloss من المقبض. (الشكل 21)
  - 3 أمسك المقبض بقوة بيد واحدة من الأعلى و بالأخري من الأسفل. (الشكل 22)
  - 4 قم بدفع المقبض الي جزئين. (الشكل 23)
- ملاحظة: هذه الخطوة تتطلب قدراً من القوة الجسدية. يجب فصل النصف العلوي و السفلي من المقبض بمجرد دفع المقبض.
- 5 قم بإزالة النصف السفلي من المقبض. (الشكل 24)
  - 6 قم بقطع الستة أسلاك الموجودة في المكونات الداخلية باستخدام مقص. (الشكل 25)
  - 7 قم بسحب المكونات الداخلية بالكامل بعيداً عن الجزء العلوي من المقبض. (الشكل 26)
  - 8 توجد البطارية في الجزء العلوي من المقبض. قم بإزالة البطارية و التخلص منها بطريقة سليمة (بعيداً عن المخلفات المنزلية). (الشكل 27)

## الضمان والدعم

إذا كنت تحتاج إلى معلومات أو الدعم، فيرجي زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيب الضمان العالمي المنفصل.

### قيود الضمان

لا تتضمن شروط الضمان الدولي ما يلي:

- فوهة AirFloss Ultra
- التلف الناجم عن استخدام قطع غيار غير مصرح بها.
- التلف الناجم عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الإهمال أو التعديل أو الإصلاح غير المصرح به.
- التآكل و التمزق العادي، بما في ذلك التشوه أو الخدوش أو الكشوط أو تغير اللون أو تلاشي.

## التنظيف

إذا تم انسداد AirFloss Ultra، أو إذا أردت التنظيف داخل AirFloss، قم بملء الخزان بالماء الدافئ و الضغط علي زر التفعيل حتي تفرغ الخزان.

لا تتم بتنظيف الفوهة أو المقبض أو الشاحن في غسالة الأطباق.

لا تستخدم العناصر المنظفة لتنظيف الجهاز. تركيبة أو قوة بعض العناصر قد تؤدي الي تلف الجهاز.

### المقبض و الفوهة

1 قم بإزالة فوهة AirFloss Ultra من المقبض. اشطف الفوهة بعد كل استخدام للحد من البقايا المتراكمة بها. (الشكل 16)

2 قم بفتح الخزان و شطفه تحت الصنبور للحد من البقايا. (الشكل 17)

نصيحة: يمكنك أيضاً استخدام قطعة قطن صغيرة لمسح الخزان و إزالة البقايا المتراكمة.

ملاحظة: لا تغمس المقبض مطلقاً في الماء.

ملاحظة: الفشل في إزالة البقايا من الفوهة أو الخزان قد ينتج عنه حالة غير صحية.

3 امسح سطح المقبض بالكامل باستخدام قطعة قماش مبللة. (الشكل 18)

### الشاحن

1 افصل الشاحن قبل تنظيفها.

2 امسح سطح الشاحن باستخدام قطعة قماش مبللة. (الشكل 19)

## التخزين

إذا كنت تنوي عدم استخدام AirFloss Ultra لفترة طويلة، يرجى اتباع الخطوات التالية.

1 قم بفتح غطاء الخزان و افراغه.

2 قم بالضغط علي زر التفعيل حتي يخرج السبراي بالكامل من طرف الفوهة.

3 افصل الشاحن من مأخذ التيار الكهربائي.

4 قم بتنظيف فوهة AirFloss Ultra، المقبض، و الشاحن. راجع قسم 'التنظيف'.

5 قم بتخزين AirFloss Ultra في مكان بارد، و جاف و بعيد عن ضوء الشمس المباشر.

## إعادة التدوير

- لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.

## استخدام الجهاز

1 تأكد من تشغيل AirFloss Ultra. إذا كان الجهاز لا يعمل، قم بالضغط ثم تحرير زر التشغيل/الوضع لبدء تشغيل الجهاز. (الشكل 8)

يمكنك تغيير الأوضاع للحصول على كميات التدفقات المطلوبة كل مرة تضغط علي زر التفعيل (الشكل 9). لأفضل النتائج، قم باستخدام وضع التدفق الثلاثي (الأعداد الافتراضي) من خارج أو داخل الأسنان.

لتغيير الأوضاع، قم بالضغط علي زر التشغيل/الوضع للتنقل بين الأوضاع حتي تصل للوضع المطلوب. ويظهر على LED الوضع المحدد:

- تدفق فردي: 1 مصباح LED (الشكل 10)
- تدفق زوجي: 2 مصابيح LED (الشكل 11)
- تدفق ثلاثي: 3 مصابيح LED (الشكل 12)

ملاحظة: تخزن AirFloss Ultra احر وضع تم اختياره ليكون جاهز للاستخدام التالي. إذا تم تسريب الطاقة تماماً من AirFloss Ultra، سوف تعود الي وضع التدفق الثلاثي الافتراضي بمجرد شحنها.

2 ضع طرف الفوهة بين أسنانك عند حافة اللثة. اغلق شفتيك برفق علي الفوهة عند وضعها، لتجنب التناثر. (الشكل 13)

3 اضغط علي زر التفعيل للحصول علي 1-3 تدفقات (تعتمد علي الوضع المحدد) من الهواء و قطرات صغيرة من غسول الفم أو الماء بين الأسنان. (الشكل 14)

4 قم بتمرير طرف الفوهة بمحاذاة حافة اللثة حتي تشعر بها مستوية بين السنتين التاليتين.

5 قم بإكمال الخطوات علي كل المسافات بين أسنانك، بما في ذلك منطقة خلف الأسنان الخلفية. (الشكل 15)

ملاحظة: قم بملء الخزان حسب الحاجة.

### وظيفة التدفق الأوتوماتيكي

قم بالضغط علي زر التفعيل لإخراج التدفقات بالتتابع، تقريباً ثانية واحدة بين مجموعة التدفقات.

### وظيفة الإغلاق الأوتوماتيكي

يتوقف AirFloss عن التشغيل تلقائياً في حالة عدم استخدامه لمدة دقيقة واحدة.

ملاحظة: عندما يكون AirFloss Ultra مشحون بالكامل، يصل وقت التشغيل حتى 11 يوم عندما يتم استخدامه في وضع التدفق الثلاثي، و يصل الي 33 يوم عندما يتم استخدامه في وضع التدفق الفردي.

ملاحظة: عندما تومض مؤشرات الشحن باللون الأصفر، تكون البطارية فارغة و تحتاج للشحن (أقل من 3 استخدامات).

## التجهيز للاستخدام

1 قم بمحاذاة الفوهة و اضغط عليها للأسفل في اتجاه المقبض (صوت „طققة“) (الشكل 4).

ملاحظة: ننصحك بوضع الطرف مواجه مقدمة المقبض كما في هو موضح في الشكل، و لكن يمكن وضع الفوهة في المقبض بكلا الطريقتين بدون التأثير علي الوظيفة. يمكنك تجربة كلا الخيارين و استخدام الأفضل لك في نظام العناية بالفم.

ملاحظة: قم باستبدال الفوهة (HX8032, HX8033) كل 6 شهور لأفضل النتائج. أيضاً قم باستبدال الفوهة في حالة ارتخائها أو عند عدم صدور صوت „طققة“ في المقبض.

ملاحظة: تدعم AirFloss Ultra فقط فوهات AirFloss Ultra. لا تحاول استخدام فوهات اخرى غير AirFloss Ultra على مقبض AirFloss Ultra.

2 قم بفتح غطاء الخزان (صوت „طققة“) (الشكل 5).

3 قم بملء الخزان بغسول الفم أو المياه. (الشكل 6)

نصيحة: للحصول علي أفضل النتائج و تجربة منعشة، ننصحك باستخدام غسول الفم مع جهازك AirFloss Ultra.

ملاحظة: لا تستخدم غسول الفم الذي يحتوي علي إيزوبروبيل ميرستات (مثل Dentyl Active) أو تركيزات عالية من الزيوت الأساسية، لأنها من الممكن أن تدمر الجهاز. هذا يتضمن أي غسول للفم يباع في عبوة من الزجاج أو السيراميك.

4 قم بغلق غطاء الخزان بالضغط علي (صوت „طققة“) (الشكل 7).

5 اضغط علي زر التشغيل/الوضع لبدء تشغيل الجهاز. (الشكل 8)

تضيء لمبات LED.

6 قم بالضغط ثم تحرير زر التفعيل حتي يخرج سبراي من طرف الفوهة. (الشكل 9)

## المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

## AirFloss Ultra من Philips (الشكل 1)

- 1 طرف الفوهة
- 2 فوهة AirFloss Ultra
- 3 زر التفعيل
- 4 الخزان و باب الخزان
- 5 المقبض
- 6 مؤشرات وضع شحن و تدفق البطارية
- تدفق فردي: 1 مصباح LED
- تدفق زوجي: 2 مصابيح LED
- تدفق ثلاثي: 3 مصابيح LED
- 7 زر الطاقة/الوضع
- 8 حامل الفوهة القابل للإزالة (اختر الموديلات)
- 9 الشاحن

ملاحظة: قد تختلف محتويات العبوة حسب الطراز الذي تم شراؤه.

## الشحن

اشحن AirFloss Ultra لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام لأول مرة.

- 1 قم بتوصيل الشاحن بمأخذ تيار كهربائي.
- 2 ضع المقبض في الشاحن (الشكل 2).

عملية الشحن: (الشكل 3)

- LED 1 أخضر: الشحن %33.
- LED 2 أخضر: الشحن %66.
- LED 3 أخضر: الشحن %100.

## 20 العربية

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، ما لم يقدم لهم الشخص المسؤول عن سلامتهم الإشراف أو الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز.

### تنبيه

- استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز إذا كنت قد قمت بجراحة في الفم أو اللثة، أو تعاني من حالة مزمنة في الأسنان، أو قمت بعمل علاج مكثف في الأسنان في خلال شهرين، أو واجهت مشاكل في الأسنان (حشو، تركيب، الخ).
- استشر طبيب الأسنان إذا حدث نزيف حاد بعد استخدام هذا الجهاز أو إذا استمر حدوث نزيف بعد 4 أسابيع من الاستخدام.
- إذا كانت لديك مخاوف طبية، فاستشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز.
- يتوافق جهاز فيليبس Philips مع معايير السلامة الخاصة بالأجهزة الكهرومغناطيسية. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزروع آخر، فاتصل بطبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز المزروع قبل الاستخدام.
- لا تستخدم ملحقات أخرى غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- لا تضغط بقوة مفرطة علي طرف الفوهة.
- لتجنب حدوث إصابات بدنية، لا تقم بملء الخزان بالماء الساخن. لا تقم بوضع أجسام غريبة في الخزان.
- استخدم جهاز AirFloss Ultra فقط للغرض المقصود منه كما هو موضح في دليل المستخدم.
- لتجنب حدوث إصابات بدنية، لا تقم بفرش السبراي تحت اللسان أو في الأنف، أو العين أو أي منطقة حساسة.
- لا تقم بتنظيف فوهة AirFloss Ultra، أو المقبض، أو الشاحن، أو خزان المياه أو الغطاء في غسالة الأطباق أو الميكروويف.
- لتجنب خطر الابتلاع، لا تضع الكحول الأيزوبروبيلي أو أي سوائل تنظيف أخرى في الخزان.
- تعتبر AirFloss Ultra جهاز عناية شخصية وغير مخصص للاستخدام بواسطة العديد من المرضى في ممارسات طب الأسنان أو عيادات الأسنان.

## مقدمة

تهانينا على شرائك من Philips ومرحبًا بك إليها! لتستفيد بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).  
استخدم AirFloss مع غسول الفم المفضل لديك من ضمن نظام العناية بالفم الخاص بك. بالإضافة للتفريش، AirFloss يساعد على التقليل من الترسبات بين الأسنان لتحسين صحة اللثة.

## الاستعمالات

يهدف الجهاز إلى إزالة البلاك وبقايا الطعام من الأسنان وذلك للحد من تسوس الأسنان

## هام

يُرجى قراءة دليل المستخدم هنا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## خطر

- حافظ على الشاحن بعيدًا عن الماء. لا تقم بوضعه أو تخزينه فوق المياه الموجودة بحوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو حوض غسل الأطباق وما إلى ذلك أو بالقرب منها. بعد التنظيف، تأكد من جفاف الشاحن تمامًا قبل توصيله بمأخذ التيار.

## تحذير

- لا يمكن استبدال سلك التيار الكهربائي. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، تخلص من الشاحن.
- قم دائمًا باستبدال الشاحن بآخر من نوع أصلي لتفادي وقوع خطر.
- فقط استخدم الشاحن من نوع HX6100 متوفر مع AirFloss Ultra لشحن البطارية.
- في حالة تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال (فوهة AirFloss Ultra، المقبض و/أو الشاحن)، فتوقف عن استخدامه.
- هذا الجهاز لا يحتوي على أجزاء يمكن صيانتها. إذا تلف الجهاز، فاتصل بمركز خدمة العملاء في بلدك (راجع الفصل «الضمان والدعم»).
- لا تستخدم الشاحن في الأماكن المفتوحة أو بالقرب من الأسطح الساخنة.








22




23



24



25



26



27





Handle / المقبض  
3.7V , 6W

Charger / شاحن  
100-240V , 50/60Hz, 0.4-1.4W

Legal Manufacturer in EU:  
Philips Consumer Lifestyle B.V.  
Tussendiepen 4,  
9206 AD Drachten  
The Netherlands

Legal Manufacturer in US:  
Philips Oral Healthcare  
22100 Bothell Everett Highway  
Bothell, WA 98021, USA

[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2017 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.  
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.  
AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks  
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.



>75% recycled paper

4235.020.9191.4