







## 取扱説明書


※この取り扱い説明書はHX6554/07です。

商品をご確認ください	HX6512/06	HX6554/07
ハンドル	1本	1本
プロテクターブラシヘッド(ホワイト)	1本	—
セカンドブラシヘッド	—	1本
充電器	1個	1個

※このため、仕様を予めご確認ください。日本国内では未発売の商品の記載がある場合がございます。


フィリップス ソニッケアー イージークリーンをお買  
いあげいただき、誠にありがとうございます。長い間ご  
愛用いただきために、ご使用前にこの取扱説明書をよ  
くお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつで  
も見られるところに必ず保管してください。

## 各部の名称

※ブラシヘッドキャップは同梱されています。  
※イラストはイメージです。

6

## ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法



- 毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッドの向きをそろえてください。
- ブラシヘッドが止まるまで、金属シャフトにヘッドをしっかりとめ込んで固定してください。

※ブラシヘッドとハンドルの間に、わずかなすき間があります。

## 充電の仕方

初めてお使いのときや半年以上使われていなかったときは、充電開始後数分間、本体の充電中の表示が点滅しないことがあります。そのまま充電すると充電表示ランプが点滅します。

※本製品はリチウムイオン電池を使用していますが、ご使用の都度充電をしても充電池の寿命には影響ありません。

- 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 充電表示ランプが見えるように、ハンドルの底面が充電器に完全に接するようにハンドルを立てます。

充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。カガヤやけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

※充電中は本体及び充電器が多少あたたかになりますが異常ではありません。

## 充電表示

## ハンドルが充電器に立ててあるとき

(充電器の電源プラグがコンセントに差し込まれているとき)

電池残量	ランプの表示	ビープ音
高	緑色に点灯 (その後消灯)	なし
中～低	緑色に点滅	なし

## ブラッシング中および

ブラッシング終了後30秒以内

電池残量	ランプの表示	ビープ音
高～中	緑色に点灯	なし
低	緑色に点滅	なし
充電催促	緑色に点滅	あり

●専用の充電器のみを使用してください。  
●充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。

※充電中は本体及び充電器が多少あたたかになりますが異常ではありません。

## ソニッケーの機能

イージースタート機能  
(振動に慣れていただくための機能)

イージースタートとは、ソニッケーに慣れていただくまでの間、通常より弱いパワーでお使い頂き、段階的に上げていく機能です。初めてソニッケーをお使い頂いてから15回目のブラッシングで通常のブラッシングパワーになります。

また、イージースタート機能は工場出荷時にオンになっています。

14回目のブラッシングまでは必ず最低1分間の歯磨きを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

## 【イージースタートのオンおよびオフ設定】

コンセントに充電器の電源プラグが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。


## ●イージースタート機能をオフにする。

電源ボタンを約2秒間押すと、ビープ音が1度鳴り、イージースタート機能がオフになります。

## ●イージースタート機能を再びオンにする。

電源ボタンを約2秒間押すと、ビープ音が2度鳴り、イージースタート機能が再びオンに設定されます。

※ソニッケーの優れた歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるため最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはおすすめしません。

この保証書は、本取扱説明書で無効修理を行なうことを約束するものです。  
お買上げ上の問題から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせいただいた個人情報(購入者名)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページへ(www.philips.co.jp)に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱い」に従って、当社の方針に基づき適切に管理いたします。

★ 保証書は再発行せんのぞ大切に保管してください。  
★ ご販売店様へ  
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。  
顧客、記念品の場合は必ず必ず記入捺印をお客様にお渡しいただけます。

★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター  
0120(944)859  
Webからのお問い合わせ

この印刷物は再生紙を使用しております。 ↗

©2010 Koninklijke Philips N.V. KPNV All rights reserved.  
お問い合わせはお問い合わせ窓口へ。  
お問い合わせ窓口はお問い合わせ窓口へ。

4235.021.773.03 (11/19)

MyPhilips登録のご案内



フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。

MyPhilipsは製品の保証書や購入証明書の写真を保管でき、万一が購入証明書を紛失された場合にも安心です。


URL http://www.philips.co.jp/myphilips-about

## 上手なみがき方


以下のポイントに注意していただくと、効果的なブラッシングができます。




ソニッケーの効果的なブラッシング方法




ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。




ブラシを歯の表面に少し直線にあててください。




ブラシを歯の表面に少し直線にあててください。




歯を回すようにして、歯全体を包んで回してください。



歯を横に往復して、歯全体を包んで回してください。




歯全体を包んで、回して、往復して、歯全体を包んでください。



歯全体を包んで、横に往復して、歯全体を包んでください。



歯全体を包んで、回して、横に往復して、歯全体を包んでください。



歯全体を包んで、回して、横に往復して、歯全体を包んでください。

このような場合

●歯列矯正装置をかけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。

●治療後の歯科補綴物

詰物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何か異常を感じた場合、歯科医師にご相談ください。

このようないくつかの方法

●歯列矯正装置をかけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。

●治療後の歯科補綴物

保証書と修理サービスについて  
(必ずお読みください)

●保証は、本製品を最初に購入された方のみ適用されます。  
●保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間	お買上げ日から2年間
対象部分	ハンドル、充電器(ブラシヘッドは除く)

## [補修用性能部品の保有期間]

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品は、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

## [ご不明な点や修理に関するご相談]

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

## [修理を依頼されるとき]

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間に内では、ご希望に応じて修理させていただきます。

## [海外での製品の保証及びアフターサービスについて]

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同ソニケ製品の取り扱いがある国に限ります)

- 日本以外のフィリップスサービス窓口においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することがあります。

- 海外でアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Oral Healthcare, LLC.  
22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021 U.S.A.  
Phone +1 (800) 682-7664

## [お客様の個人情報の取り扱いについて]

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ(<http://www.philips.co.jp>)に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについて」の当社の方針に基づき適切に管理いたします。

22

## ENGLISH

## ■Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## IMPORTANT SAFEGUARDS

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

## DANGERS

To reduce the risk of electrocution:

- 1 Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 2 Do not place the product in or drop it into water or any other liquid.
- 3 Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4 Do not use the product while bathing.

## WARNINGS


To reduce the risk of electrocution, fire, or injury to persons:

- 1 Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush head, handle, charger). This product contains no serviceable parts. Refer to chapter 'Guarantee and service' on your Sonicare no longer works properly or needs repair.
- 2 Never use the charger if it has a damaged cord or plug.
- 3 Keep the cord away from heated surfaces.
- 4 Do not use the charger outdoors.
- 5 Do not use the charger if dropped into water.
- 6 This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. Use this product only for its intended use as described in this booklet. Discontinue use of this product and contact a physician/dentist if discomfort or pain is experienced.
- 7 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 8 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 9 Do not use attachments other than those recommended by the manufacturer.
- 10 If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean your brush head and handle with soap and water after each use. Otherwise plastic cracking may occur.

## MEDICAL WARNINGS

1 Consult your dental professional before you use this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.

- 2 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or bleeding continues to occur after 1 week of use.
- 3 If you have a pacemaker or other implanted device contact your physician or the device manufacturer prior to use.
- 4 Sonicare has been tested and is compliant with safety standards for electromagnetic devices.
- 5 Consult your physician prior to using the Sonicare if you have medical concerns.



仕様	HX6512/06	HX6554/07
品番	HX6512/06	HX6554/07
ハンドル品番 (カラー)	HX6530 (ホワイト)	HX6530 (ホワイト)
充電器品番	HX6100	HX6100
電源方式	充電式(専用充電器使用)	充電式(専用充電器使用)
本体寸法 (高さ×幅×奥行)	約252×27×33 mm (センチメートル)ヘッド装着時	約252×27×33 mm (センチメートル)ヘッド装着時
質量 (ハンドル+ブラシヘッド)	約130 g (センチメートル)ヘッド装着時	約130 g (センチメートル)ヘッド装着時
定格電圧	AC100V ~ 240V, 50/60Hz	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
充電時間	約24時間	約24時間
使用時間	満充電後、通常使用で約2週間 (目安として2分間のブラッシングを1日2回)	満充電後、通常使用で約2週間 (目安として2分間のブラッシングを1日2回)
使用充電池	リチウムイオン電池(Li-ion)	リチウムイオン電池(Li-ion)
消費電力	充電器0.4~1.4W(充電時)	充電器0.4~1.4W(充電時)

\*改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

- 本製品のブラシヘッドは、最初の2ヶ月で効果を得るために、ブラシヘッドを約3ヶ月ごとに交換することをお勧めします(使用頻度、使用方法により異なります)。
- 破損した状態を見た場合は、速やかに取り換えてください。
- 歯の効果を得るためにフィリップスニーケア純正ブラシヘッドをご使用ください。

## 製品元

Philips Oral Healthcare, LLC.  
22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021 U.S.A.

## 株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507  
東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル  
23

## 無料修理規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理となります。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
3. 質問品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤ 本書の提示がない場合。
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

\*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従つてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

\*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の性)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合ございます。了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ(<http://www.philips.co.jp>)に掲載されているお客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針に基づき適切に管理いたします。

24

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## ■Your Sonicare (Fig. 1)

- A Replaceable brush head  
B Battery charge indicator  
C Power on/off button  
D Handle  
E Charger  
F Hygienic travel cap

## ■Getting started

## Attaching the brush head

- 1 Align the front of the brush head with the front of the toothbrush handle.
- 2 Push the brush head onto the metal shaft (Fig. 2).

Note: There is a small gap between the brush head and the handle.

## Charging the Sonicare

- 1 Put the plug of the charger in the electrical outlet and place the handle on charger.

- Flashing light indicates that the toothbrush is charging
- Solid light indicates that the charging process is completed.

Note: In order to save energy the solid light will disappear about 30 seconds after the charging process is completed.

- 2 During brushing or within 30 seconds after brushing, the charge indicator shows the approximate remaining battery charge (Fig. 3).
  - Flashing light indicates that the battery is low (20% or less)
  - Flashing light and 3 beeps indicate that the battery is extremely low (10% or less) and toothbrush has to be recharged

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use. It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

## ■Using your Sonicare

- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.

- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline (Fig. 4).

- 3 Press the power on/off button to switch on the Sonicare.

- 4 Apply light pressure to maximize Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.

- 5 Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

- 6 Brush each section for 30 seconds. Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and then brush section 2 (inside top teeth). Continue with section 3 (outside bottom teeth) and finally brush section 4 (inside bottom teeth) (Fig. 5).

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

## ■WARRANTY EXCLUSIONS

- Brush not covered under warranty:
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

If you need service or information or if you have a question, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.


## ■Guarantee and service

## Consumer Service Information

If you need service or information or if you have a question, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.


## I

PHILIPS  
sonicare



## EasyClean

Rechargeable sonic toothbrush



[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Oral Healthcare, LLC.  
22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021 U.S.A.

Outside North America  
+1-425-396-2000

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending.  
©2010 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.  
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.  
Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC. and/or KPNV.  
Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

7 After you have completed the 2-minute brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer (Fig. 6).

Your Sonicare is safe to use on:
 

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

## ■Features

## Easy-start

This Sonicare model comes with the Easy-start feature activated. The Easy-start feature gently increases the power over the first 14 brushings.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to advance through the Easy-start ramp-up cycle properly.

## Deactivating or activating the Easy-start feature

1 Attach the brush head to the handle.

2 Place the handle in the plugged-in charger.

- To deactivate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

- To activate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

## Smartimer