

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Uma abordagem não-cirúrgica

Para mamilos planos ou invertidos

2 Nipplette e 2 discos de amamentação



SCF152/02



Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos

Resultados clinicamente comprovados*

O Nipplette™ ajuda as mães com mamilos planos ou invertidos a amamentar. Este equipamento único e revolucionário oferece uma solução fácil, não cirúrgica e duradoura. Após algumas semanas de utilização contínua, o mamilo ficará ereto.

Simples e confortável

- Informações adicionais
- Um dispositivo para mamilos planos ou invertidos
- Um procedimento simples

Não cirúrgico com ação de sucção delicada

- Resultados clinicamente comprovados

Simples, discreto e adequado para mamilos de qualquer tamanho

- Utilização ideal antes ou durante os primeiros 6 meses da gravidez

Destaques

Para mamilos planos ou invertidos

O problema dos mamilos invertidos ou não protráteis afeta até 10% das mulheres e causa distúrbios psicológicos, o que dificulta a amamentação para a mãe e para o bebé. A ação de sucção do bebé deve puxar o mamilo. Se não o fizer, o Nipplette™ é uma solução simples e confortável que pode ajudar. O dispositivo permite que as mulheres com mamilos planos ou invertidos amamentem de forma confortável sem a necessidade de cirurgias invasivas*. É um molde transparente para o mamilo com uma peça vedante ligada a uma válvula e uma entrada para seringa.

Utilização recomendada

Idealmente, o Nipplette deve ser utilizado antes da gravidez e durante períodos de 8 horas por dia ou por noite*. Se os peitos não estiverem demasiado sensíveis, também pode ser utilizado nos primeiros seis meses da gravidez para uma correção permanente ou durante alguns minutos antes de amamentar, após o nascimento do bebé. O Nipplette puxa o mamilo para permitir que o bebé o agarre facilmente e ajuda a estabilizar a amamentação durante os primeiros dias. A correção cosmética permanente pode ser realizada após deixar de amamentar. Nesse caso, o Nipplette pode ser aplicado novamente de vez em quando.

Ação de sucção delicada

O recipiente segura-se com uma mão sobre a aréola do mamilo e o ar é retirado com uma seringa de 5 ml para puxar o mamilo. A utilizadora controla a sucção e pode puxar o mamilo de forma tão segura quanto confortável. Após puxar o mamilo, a utilizadora pode separar cuidadosamente a seringa da válvula e continuar com as suas atividades normais, utilizando o Nipplette discretamente por baixo do sutiã. Recomenda-se vivamente a utilização na fase inicial*.

Sucesso clínico comprovado

Foram realizados ensaios clínicos* para comprovar o sucesso do Nipplette na correção permanente de mamilos planos ou invertidos, quer a condição existisse desde a puberdade ou tivesse resultado de uma cirurgia de redução mamária. Nos casos em que não tinham sido realizadas cirurgias mamárias, as mulheres grávidas que estavam preocupadas com a amamentação conseguiram amamentar com sucesso. A correção permanente é normalmente conseguida após a utilização contínua durante um a três meses.

Informações adicionais

O Nipplette não funciona quando o fluxo de leite volta ao estado normal. No entanto, quando isso acontece, o bebé já deve estar habituado a agarrar o mamilo naturalmente.

Especificações

Fácil de limpar

Limpar em água quente com sabão

Design

Design discreto

Material

Discos de amamentação: Testado dermatologicamente
Nipplette: Polipropileno

Inclui

Discos descartáveis: 2 unid.
Nipplette: 2 unid.

Fácil de utilizar

Fácil de ocultar sob a roupa: Empurrar a seringa para libertar o vácuo

Funções

Solução para mamilos planos: Utilização de uma sucção suave

Fases de desenvolvimento

Fase: Antes da gravidez, 0 - 6 meses, Fase inicial da amamentação



* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Nipplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol. 47, páginas 46–49

* Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.