

**PHILIPS**


**AVENT**

**Niplette™**

วิธีที่ทำให้คุณไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด

สำหรับหัวนมแบนหรือบอด

Niplette 1 ชิ้นและแผ่นซับน้ำนม 2 แผ่น

 Product Picture

SCF152/01



## หนทางแก้ไขสำหรับหัวนมบอดที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ด้วยผลทางการแพทย์\*

Niplette™ ช่วยคุณแม่ที่มีหัวนมที่แบนหรือบอดในการให้นม อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และปฏิวัติวงการนี้ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ง่าย ไม่ต้องผ่าตัด และมีอายุการใช้งานยาวนาน สวมใส่ต่อเนื่องเพียงไม่กี่สัปดาห์ หัวนมก็จะตั้งอยู่เสมอ

### ง่ายดายและสะดวกสบาย

- ข้อมูลเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สำหรับหัวนมที่มีลักษณะแบนราบหรือบอด
- ขั้นตอนง่ายๆ

### ไม่ต้องผ่าตัด การดูดอย่างอ่อนโยน

- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ด้วยผลทางการแพทย์

### เรียบง่ายและอ่อนโยน เหมาะสำหรับหัวนมทุกขนาด

- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานก่อนหรือในช่วง 6 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

**สำหรับหัวนมแบนหรือบอด**

หัวนมบอดหรือภาวะหัวนมสั้นมีผลต่อผู้หญิงถึง 10% ทำให้เกิดภาวะกลุ่มอกกลุ่มใจและทำให้การป้อนนมเป็นเรื่องยากสำหรับคุณแม่และลูกน้อย การดูดนมของทารกจะทำให้หัวนมไหลออกมาจากหัวนม หากไม่ไหล Niplette™ เป็นโซลูชันที่ง่ายและสะดวกสบายที่สามารถช่วยให้ อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ผู้หญิงที่มีหัวนมลักษณะแบนหรือบอดให้นมลูกได้อย่างสบายโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการผ่าตัดภายใน\* ซึ่งประกอบด้วยแบบหล่อจากนมโปร่งใสพร้อมขอบที่มีซี่ลวดซึ่งเชื่อมต่อกับวาล์วและพอร์ตกระบอกฉีด

**เมื่อแนะนำให้ใช้งาน**

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ Niplette ก่อนการตั้งครรภ์และสวมใส่เป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันในช่วงกลางวันหรือกลางคืน\* หากเต้านมไม่ไวต่อสัมผัสมากเกินไปก็ยังสามารถใช้ในช่วงตั้งครรภ์หกเดือนแรกได้เพื่อเป็นการปรับสภาพอย่างถาวรหรือภายหลังการคลอดบุตร เป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนการป้อนนมแต่ละครั้ง Niplette จะช่วยดูดหัวนมออกมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดติดหัวนมได้ง่าย และช่วยให้ลูกน้อยดูดนมจากเต้านมได้ในช่วง 2-3 วันแรก การปรับสภาพอย่างถาวรอาจเกิดผลหลังจากให้นมเสร็จแล้ว หากเป็นกรณีนี้คุณสามารถใช้ Niplette ได้อีกเป็นครั้งคราว

**การดูดอย่างอ่อนโยน**

ถือถ้วยไว้บริเวณขอบหัวนมด้วยมือข้างหนึ่ง และรีดอากาศออกจากกระบอกฉีดขนาด 5 มล. กระบอกดูดหัวนมเข้าไป ผู้ใช้สามารถควบคุมการดูดและดึงจนทำให้เต่งตึงตามความต้องการได้สบาย เมื่อดึงจนมอดออกจากตัวผู้ใช้หลังจากที่ค่อยๆ แยกกระบอกฉีดออกจากวาล์วแล้วก็จะสามารถทำกิจกรรมตามปกติต่อไปได้ โดยสวม Niplette ใ้ภายในบราอย่างเหมาะสม ขอแนะนำให้ใช้งานในเบื้องต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้\*

**ความสำเร็จทางการแพทย์ที่พิสูจน์แล้ว**

การทดลองทางคลินิก\* ของ Niplette ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถปรับสภาพหัวนมที่มีลักษณะแบนหรือบอดได้อย่างถาวร ไม่ว่าสภาพนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่วัยแรกวัย หรือเป็นผลมาจากการผ่าตัดลดขนาดเต้านม ในกรณีที่ไม่เคยผ่านการผ่าตัดเต้านมมาก่อน ผู้หญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีปัญหาในการให้นมได้รับการแก้ไขปัญหาและให้นมได้ตามปกติ โดยปกติแล้วการปรับสภาพถาวรจะเสร็จเรียบร้อยในระหว่าง 1-3 เดือนหากใช้อย่างต่อเนื่อง

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

Niplette จะไม่ทำงานเมื่อน้ำนมไหลออกมาอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นลูกน้อยก็จะคุ้นชินกับการดูดติดหัวนมเรียบร้อยแล้ว

**ทำความสะอาดง่าย**

ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่: ใช้น้ำ

**การออกแบบ**

ดีไซน์กะทัดรัด: ใช้น้ำ

**วัสดุ**

Breast pads: ได้รับความทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง  
Niplette: โพลีโพรพิลีน

**อุปกรณ์ต่างๆ**

แผ่นซับน้ำนมแบบใช้แล้วทิ้ง: 2 ชิ้น

Niplette: 1 ชิ้น

**ใช้งานง่าย**

ไม่เกาะกะเมื่อใส่ไว้ได้เสื่อ: งดกระบอกสูบเพื่อปล่อยสุญญากาศ

**ฟังก์ชัน**

หนทางแก้ไขสำหรับหัวนมลักษณะแบนราบ: ใช้น้ำแรงดูดไม่มาก

**ระยะเวลาพัฒนาการ**

ช่วง: ก่อนการตั้งครรภ์, 0 - 6 เดือน, ช่วงเริ่มต้นการป้อนนมจากเต้านม

