

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Nechirurgický prístup

Na ploché alebo vpadnuté
bradavky

1 Nipplette a 2 abs. vlož. do
podprsenky



SCF152/01



Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky

Klinicky overené výsledky*

Nipplette™ pomáha mamičkám s plochými alebo vpadnutými bradavkami pri dojčení. Tento jedinečný a revolučný nástroj poskytuje jednoduché, nechirurgické a dlhotrvajúce riešenie. Už za niekoľko týždňov neprerušovaného používania zostane bradavka vztýčená.

Jednoduché a pohodlné

- Ďalšie informácie
- Pomôcka na ploché alebo vpadnuté bradavky
- Jednoduchý postup

Nechirurgické – jemné sanie

- Klinicky overené výsledky

Jednoduché a diskrétné – vhodné pre akýkoľvek typ bradavky

- Ideálne používanie pred prvými 6 mesiacmi tehotenstva alebo počas nich

Hlavné prvky

Na ploché alebo vpadnuté bradavky

Vpadnuté alebo vpáčené bradavky sa vyskytujú až u 10 % žien, spôsobujú psychické ťažkosti a matke aj dieťaťu sťažujú dojčenie. Bábätko má pri saní bradavku vytiahnuť von. Ak nie, Nipplette™ je jednoduché, pohodlné riešenie, ktoré môže pomôcť. Táto pomôcka umožňuje ženám s plochými alebo vpadnutými bradavkami pohodlne dojsť bez potreby invazívneho chirurgického zákroku*. Tvorí ho prievitná dutina na bradavky s tesniacim lemom, ktorá je spojená s ventilom a otvorom na striekačku.

Kedy sa použitie odporúča

V ideálnom prípade by sa mal Nipplette používať pred tehotenstvom a nosiť v 8-hodinových intervaloch cez deň alebo v noci*. Ak prsníky nie sú veľmi citlivé, môže sa používať aj počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva, aby sa dosiahla trvalá korekcia, alebo po narodení bábätka, niekoľko minút pred každým dojčením. Nipplette vytiahne bradavku von, aby sa bábätko mohlo ľahko prisáť, a pomôže začať s dojčením počas niekoľkých prvých dní. Trvalú kozmetickú korekciu je možné potom realizovať po skončení dojčenia. V takom prípade je možné Nipplette opäť z času na čas aplikovať.

Jemné odsávanie

Prísavka sa jednou rukou podrží na prsnom dvorci a pomocou striekačky s objemom 5 ml sa odsaje vzduch, aby sa bradavka vtiahla do prísavky. Odsávanie je plne pod kontrolou a bradavku môžete ťahať takou silou, ktorá vám bude vyhovovať. Po vytiahnutí bradavky je možné opatrne oddeliť striekačku od ventilu, pokračovať s bežnými aktivitami a nosiť zariadenie Nipplette diskrétno v podprsienke. Takéto používanie sa odporúča čo najviac na začiatku*.

Overená klinická úspešnosť

Klinické testy,* ktoré sa vykonali na zariadení Nipplette, preukázali úspešné dosiahnutie trvalej korekcie plochých alebo vpadnutých bradaviek v prípade stavu, ktorý existoval od puberty alebo bol dôsledkom chirurgického zmenšenia prsníkov. V prípade, že tehotné ženy, ktoré mali obavy z dojčenia, predtým nepodstúpili operáciu prsníka, všetky z nich napokon úspešne dojčili. Po jednom až troch mesiacoch trvalého používania sa zvyčajne dosahuje trvalá korekcia.

Ďalšie informácie

Nipplette nebude fungovať, keď tok mlieka dosiahne plnú kapacitu. Dovtedy si však bábätko zvykne na úspešné prisatie na bradavku.

Technické údaje

Vývojové stupne

Fáza: Pred tehotenstvom, 0 – 6 mesiacov, Fáza začiatku dojčenia

Materiál

Breast pads: Dermatologicky testované
Nipplette: Polypropylén

Čo je súčasťou balenia

Jednorazový prsný vankúšik: 2 pcs

Čo je súčasťou balenia

Nipplette: 1 pcs

Dizajn

Diskrétny dizajn

Jednoduché použitie

Jednoduché ukrytie pod oblečením: Stlačenie na uvoľnenie podtlaku

Funkcie

Riešenie pre ploché bradavky: Pomocou jemného satia

Jednoduché čistenie

Čistenie v horúcej vode s čistiacim prostriedkom

