


**PHILIPS**

Lumea

BRI958, BRI957,  
BRI955



1



BRI955 (2a, 2b, 2e)  
BRI957, BRI958 (2a, 2b, 2c, 2d)

Suitable skin tones / Teintes de peau adaptées /  
適合的皮膚色調 / ألوان البشرة المناسبة /  
رنگ‌های پوست مناسب



Suitable body hair colors / Couleurs de poils du  
corps adaptées / 適合的體毛顏色 /  
رنگ موهای مناسب بدن / ألوان شعر الجسم المناسبة



**English 6**  
**Français 32**  
**繁體中文 61**  
**العربية 84**  
**فارسی 108**

# Contents

Welcome	6
Device overview	7
Contraindications	7
Important safety instructions	9
How IPL works	12
Recommended treatment schedule	12
What to expect	13
How to use your Lumea Series 9000	14
Learning more about your Lumea Series 9000	19
Charging	19
Attachments	19
SmartSkin sensor	21
Selecting the light intensity	22
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	23
Treatment time per area	24
Using your Lumea Series 9000 before and after tanning	25
Traveling with the device	25
After use	25
Troubleshooting	27
Warranty and support	29
Recycling	29
Technical specifications	30
Electromagnetic compatibility - Compliance information	30
Explanation of symbols	30

## Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea Series 9000! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea Series 9000 uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close collaboration with skin experts we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the comfort of your home. Philips Lumea Series 9000 is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

Philips Lumea Series 9000 has been designed and developed for women, but may be suitable for use by men.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product and find further information about your product at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea Series 9000.

Note: Keep these instructions with your product at all times.

## Device overview

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
  - a Body attachment
  - b Facial attachment 
  - c Bikini attachment  (BRI957, BRI958)
  - d Underarm attachment  (BRI957, BRI958)
  - e Precision attachment  (BRI955)
- 3 SmartSkin sensor
- 4 Integrated safety system
- 5 Reflector inside the attachment
- 6 Electronic contacts
- 7 Opening for electronic contacts
- 8 Flash button
- 9 On/off button
- 10 Confirmation button
- 11 Toggle buttons
- 12 Intensity lights
- 13 Setting advice button
- 14 'READY to flash' light
- 15 Air vents
- 16 Device socket
- 17 Adapter
- 18 Small plug
- 19 Luxurious pouch (not shown)
- 20 Cleaning cloth (not shown)

## Contraindications



### Conditions

Never use the device:

- If you have skin type VI (you rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.
- If you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- If you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

### Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.

- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.

## Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

## Skin conditions

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas: On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On the following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

## Location/areas



Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On the lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last three weeks.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

## Important safety instructions




### Warnings

- Please read and follow these instructions to optimize the use of the device and prevent/ minimize the risk of injury, skin reactions and side effects.
- Before you use Lumea Series 9000, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from any lotion or gel.
- Keep the device and the adapter dry.
- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool). Moisture can damage the device and lead to a potential safety hazard.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- If the device or adapter is broken or damaged, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken, as safe operation cannot be guaranteed under these circumstances.
- Do not attempt to open or repair your device or change the non-replaceable batteries. Opening Philips Lumea Series 9000 may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily and/or eye injury.


- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- No modification of this equipment is allowed. Do not modify, override or cut off any part of the device (e.g. battery, adapter or the cord), as this causes a hazardous situation.
- Do not look at the flash while using the device. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. While not necessary for safety, you may wear sunglasses or goggles for your convenience if you find the light uncomfortable or too bright.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This may increase the risk of skin reactions.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Do not use hair removal creams in the area (to be) treated with the device, as chemicals may cause skin reactions.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- The device can be stored at a temperature between -25 °C and 70 °C. Charge and use the device at a temperature between 5 °C and 35 °C. The device will not work properly outside of this temperature range. This may cause burns on your skin.
- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.
- If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until skin irritation has disappeared.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Supervision is required to avoid potential risks such as exposure to the light output, electrocution, strangulation from the cables or choking on the attachments.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning to ensure any skin reaction has been resolved.
- If you notice a skin tone change since the last treatment, we advise you to perform a skin test and to wait 24 hours before your next treatment.

- Always check the device before you use it. Make sure that the SmartSkin sensor window is clean when using the device, to avoid improper operation (see 'D Clean & store after treatment').
- The adapter, light exit window and the filter of the attachments can become very hot ( >210 °C/>410 °F ) during usage. Always let the adapter, the light exit window as well as the filter and inner parts of the attachments cool down before you touch them.
- This device has a detachable power supply unit that is IEC 60601-1 and IEC 60950-1 class II compliant. Only use the adapter provided with this device. Do not use an extension cord. The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.
- Never leave the product unattended when it is plugged in.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not expose the device to direct sunlight or to high temperatures (near hot stoves, in microwave ovens or on induction cookers). Batteries may explode if overheated.
- If the battery is damaged or leaking, avoid contact with skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical attention.
- If the device behaves in a different way during your normal routine (e.g. abnormal smell or vibrations, longer charging time) stop using and charging your device and contact customer support for help.
- Follow the recommended treatment schedule. Increasing the frequency, especially in the initial phase, can increase the risk of skin reactions.


## How IPL works



With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented.



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

**Tip:** To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

## Suitable body hair colors

Treatment with Lumea Series 9000 is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light.

**Note:** To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table on the foldout page.

## Recommended treatment schedule

### Initial phase

To achieve effective hair reduction, follow the initial treatment schedule.



## Initial treatment schedule

For the first 4 treatments, use Lumea Series 9000 once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

- Treat yourself within 3 days before or after the planned treatment date.
- If you have not treated yourself within 3 days before or after the planned treatment date, restart the initial phase. Plan in 4 treatments, one treatment every two weeks.

Note: If you do not restart the initial phase, you may not see effective hair reduction.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

If you want to remove hairs in between the Lumea Series 9000 treatments, you can use your normal hair removal method (excluding hair removal creams).

## Touch-up phase

After the initial phase (4 treatments), we recommend touch-ups every 4 weeks.

### Touch-up treatment schedule

Treat yourself every 4 weeks. Repeat this 8 times to achieve effective hair reduction. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months.

- We advise you to treat yourself within 4 days before or after the planned treatment date.
- The results may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.
- If you have completed the touch-up phase and you see the need to continue treatment (hair starts coming back), we advise you to restart the initial phase.

Tip: Mark the treatment schedule on your calendar to remind yourself of the planned treatments.

Note: Using the device more often does not enhance the effectiveness.



## What to expect

### After initial phase


- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea Series 9000. A reduction of hair density should be visible as well.

## During touch-up phase


- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4 weeks) to maintain the result.

# How to use your Lumea Series 9000

## A Remove hair & clean your skin




- 1 Remove hair before every treatment as long as hair is still visible. You can either shave, epilate or wax. Make sure you start to treat before new hair is visible on your skin. If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea Series 9000.



- 2 Clean and dry your skin. Make sure that it is free from any lotion or gel.


## B Test skin 24 hrs before treatment



- 1 Test your skin to find the correct light setting:
  - For every new body area.
  - After recent tanning.




- 2 Select the correct attachment to test your skin (see 'Attachments').



**3** Press the on/off button  to turn on the device.



**4** Choose an area for your skin test.




**5** Press the device firmly onto your skin and hold it in place.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without full skin contact.



**6** Confirm that the 'READY to flash' light lights up white to ensure that there is full contact with your skin.


- If the 'READY to flash' light is orange, your skin is too dark to treat. Try Lumea Series 9000 on a lighter body area.



**7** Try each setting on your skin if comfortable:

- When the 'READY to flash' light is white, press the flash button on the handle once, to treat one spot with setting ①

The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.



· You will see a flash of light ·


Note: You can toggle through the light intensity settings by pressing the toggle button.

- Move to next area. Treat one spot with setting ②

- Move to next area. Treat one spot with setting ③

- Move to next area. Treat one spot with setting ④

- Move to next area. Treat one spot with setting ⑤



8 Wait 24 hours.



24 hrs

9 Check your skin. The highest setting that...

- still felt comfortable and

- did not show a skin reaction (e.g. redness, irritation, rash)


... is the setting to start the treatment with.




## C Treatment

**IMPORTANT:** First finish section A (Remove hair & clean your skin) and B (Test skin 24 hrs before treatment).


**1** Connect the power adapter to the device and plug into a power outlet or charge the device and use cordless.




**2** Press the on/off button  to turn on the device.



**3** Choose the setting you selected after the skin test (section B, step 9).




**4** Press the device firmly onto your skin and hold it in place. The 'READY to flash' light should light up white.




**5** Press the flash button to release a flash on your skin. The flash treats the skin in that spot.

The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.




After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'READY to flash' light lights up white.




- 6 Move the device to the next spot, close to, but not overlapping the previous spot. Make sure that you flash the same area only once.
- 7 Continue until you have treated the full area. There are two treatment modes (see 'Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash').
- 8 Turn off the device when you finished the treatment.
- 9 Remove hair before every next treatment, as long as hair is still visible.

Note: Do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).


## D Clean & store after treatment




- 1 Unplug the device from the power outlet if you have used it with the power adapter.
- 2 Let the device cool down.




- 3 Moisten the soft cloth supplied with a few drops of water.



- 4 Take the attachment off the device.



- 5 Clean the light exit window of the device (A).



- 6 Clean all surfaces of the attachment, including the metal reflector and window of the attachment (parts B, C, D, E).
- 7 Let all parts dry thoroughly.
- 8 Store in a dust-free place at room temperature.

## Learning more about your Lumea Series 9000

### Charging

Fully charge the batteries before you use the device for the first time and when they are empty. Charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes. Charge the device when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon. Fully charged batteries provide at least 130 flashes at light intensity 5.

### Charging the device

- 1 Turn off the device.
- 2 Insert the small plug into the device and the adapter in to the power outlet.
  - During charging, the charging light flashes white.
  - When the batteries are fully charged, the charging light lights up white continuously.
  - Never cover the adapter and device during charging.

Note: The adapter and device can feel warm during charging. This is normal.

Note: This device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40 °C.

- 3 After charging, remove the adapter from the power outlet and pull the small plug out of the device.


Tip: Charge the device after each use to save battery life.

### Attachments


For optimal results, it is important to use the correct attachment intended for the specific body area you want to treat. Lumea Series 9000 offers full-body treatment with several attachments designed for use on specific body areas. SenseIQ technology adapts the treatment program when a different attachment is connected.

Note: The device may not work anymore and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.



## Body attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to effectively cover and treat areas below the neckline, especially large areas such as legs, arms and stomach.


## Facial attachment



The facial attachment has a precise flat design with extra integrated filter for safe and precise treatment on the sensitive skin above the upper lip, chin and sideburns. The device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. When you use the device on areas with sharp contours like the jawline and chin, it may be difficult to establish full skin contact and release a flash.


**Tip:** Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.

## Underarm attachment (BRI957, BRI958)



The underarm attachment has a specifically curved-out design to treat underarm hairs that might be hard to reach.

## Bikini attachment (BRI957, BRI958)



The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of the bikini area. It has a curved-out design and has a higher light intensity compared to body attachment. Hair in this area tends to be thicker and stronger than leg hair.

## Precision attachment (BRI955)




The precision attachment has a curved-out design for use on bikini and underarm areas. It has a medium sized window with a transparent filter. It is designed for precise and effective coverage of bikini and underarm areas.

## SmartSkin sensor

Lumea Series 9000 offers SenseIQ technology for a personalized hair removal treatment. The integrated SmartSkin sensor measures the skin tone at the start of each session and during the session. This provides two features:

- 1 The SmartSkin sensor prevents you to treat areas of your skin that are too dark: if it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea Series 9000, the 'READY to flash' light starts blinking orange. It does not flash when you press the flash button. The device automatically disables. This prevents you from developing skin reactions.
- 2 The SmartSkin sensor will help you to select the light intensity setting that is comfortable for your skin. For this you can use the SmartSkin button.

## Selecting the light intensity



Lumea Series 9000 provides 5 different light intensities, you will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

- 1 Press the on/off button to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.

Note: To adjust the light intensity setting manually without using the SmartSkin button, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.

- 2 Press the SmartSkin button  and put the device to your skin.
- 3 After the device has scanned your skin, the light intensity indicators will blink white to indicate which intensities are most comfortable based on your skin tone.
- 4 Press the confirmation button  to confirm that you want to use the indicated setting.

Lumea Series 9000 automatically uses the highest indicated intensity, which is shown by a blinking intensity indicator. Lumea Series 9000 gives you the freedom to select the light intensity that you find most comfortable. Skin sensitivity can differ per person. Therefore, the skin test is the most important guide for selecting your light intensity setting (see 'B Test skin 24 hrs before treatment').

- 5 Using Lumea Series 9000 should never be uncomfortably painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the toggle buttons.


Note: The device is automatically disabled when your skin tone is too dark (brownish black or darker), to prevent you from developing skin reactions. The 'READY to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

- 6 After moving to another body area or after recent tanning (see 'Using your Lumea Series 9000 before and after tanning'), perform a skin test to determine a comfortable light intensity setting. To re-activate the setting indication feature, press the SmartSkin button .


Note: Perform a skin test before you start to treat another body area or after a skin tone change. Determine the light intensity setting for each body area separately.

## Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

Your Philips Lumea Series 9000 has two treatment modes for more convenient use on different body areas:




- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.



- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

# Treatment time per area



This symbol means: Using the device corded



This symbol means: Using the device cordless

BRI955  
(1, 2, 5)

BRI957, BRI958  
(1, 2, 3, 4)

Note: The battery capacity is not enough for a full body treatment. We recommend you to use the device corded while treating large body areas such as legs.

## Using your Lumea Series 9000 before and after tanning

### Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin.

Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- If you expose your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea Series 9000 and perform a skin test. This is to determine the appropriate light intensity setting (see 'B Test skin 24 hrs before treatment').
- Do not use Lumea Series 9000 on sunburned body areas.

Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

### Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan is completely gone before you use the device.

## Traveling with the device

When you travel with the device, check with the airplane carrier to confirm that the device can be carried and/or used on the airplane.

## After use

### Aftercare

After use, you can apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas.



**Warning: If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before you apply any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.**

## Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

## Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.
- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Pain: this can occur during or after treatment if you use the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

# Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'ready to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The 'ready to flash' light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device, take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it does not work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The 'ready to flash' light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90 degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the SmartSkin sensor is dirty.	Clean the light exit window and the SmartSkin sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.
The device does not flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary, clean the electronic contacts on the attachment.

Problem	Possible cause	Solution
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	<p>The light intensity setting you use is too high.</p> <p>You did not remove the hairs on the areas to be treated.</p>	<p>Check if you have selected a comfortable light intensity setting. If necessary, select a lower setting.</p> <p>Pretreat your skin before you use Lumea.</p>
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	<p>Never use the device on the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies, warts, tattoos or permanent make-up, around the eyes and on or near the eyebrows, on the lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.</p> <p>Never use the device on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor.</p> <p>Never use the device on warts, tattoos, permanent make-up.</p> <p>Never use the device irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.</p> <p>Never use the device if you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated.</p>
There is no glass filter in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no filter in the body and underarm attachment. Only the facial, precision and bikini attachment have a specialized filter.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time.
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.

Problem	Possible cause	Solution
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to, but not overlapping, the previous spot.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery. Philips Lumea products contain recyclable materials and should not be put into the municipal waste stream. Refer to the Philips Lumea support website for recycling options. Do not dispose of in fire.

## Technical specifications

Transport and storage conditions	Lumea Series 9000 remains operational in NORMAL USE within its specification after transport or storage in the following environmental range: -25 °C to +70 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Operating temperature conditions	Lumea Series 9000 complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: +5 °C to +35 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Pulse duration	1 - 2.5 ms, for all settings
Flash interval	Between 1 - 3.5 s depending on battery/mains connected use
Optical exposure	Body attachment: 2.5 - 5.6 J/cm <sup>2</sup> Underarm attachment: 2.5 - 6.5 J/cm <sup>2</sup> Precision/Bikini attachment: 2.5 - 6.5 J/cm <sup>2</sup> Facial attachment: 2.4 - 5.9 J/cm <sup>2</sup>
Adapter input	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
Adapter output	19.5 V  3.33 A 65.0 W
Average active efficiency	≥88.0 %
Efficiency at low load (10 %)	≥79.0 %
No-load power consumption	<0,21 W

## Electromagnetic compatibility - Compliance information

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.



This symbol identifies the manufacturer of the product: Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten. The Netherlands



This symbol means that you have to read the user manual carefully before you use the device. Save the user manual for future reference.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as cautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



To identify the manufacturer's serial number.



To identify the manufacturer's catalog number.



Symbol to identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment.



This symbol indicates that the equipment is suitable for direct current only.



Symbol indicates that the device should not be used around the eyes and near the eyebrows.



This symbol means: 'Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.'



This symbol means that the transformer is designed to be short-circuit proof.



This symbol means that the transformer is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.



This symbol means that the device is designed for indoor use.

*ta*

This symbol indicates the maximum temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use



A recycling symbol to identify the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol may include a number and/or abbreviation.



This symbol indicates that a specific separate supply unit is required for connecting electrical equipment to the supply mains.



This symbol indicates that RoHS substances above the maximum concentration limit are used in this product.

# Sommaire

Bienvenue	32
Aperçu de l'appareil	33
Contre-indications	33
Consignes de sécurité importantes	35
Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense	38
Programme de traitement recommandé	39
Résultats attendus	40
Mode d'emploi de votre Lumea série 9000	40
En savoir plus sur votre Lumea série 9000	45
Charge	45
Accessoires	46
Capteur SmartSkin	48
Sélection de l'intensité lumineuse	48
Deux modes de traitement : Positionner-flasher et glisser-flasher	50
Durée de traitement par zone	51
Utilisation de Lumea série 9000 avant et après une séance de bronzage	52
Transport de l'appareil	52
Après utilisation	53
Dépannage	54
Garantie et assistance	57
Recyclage	57
Caractéristiques techniques	58
Compatibilité électromagnétique - Informations de conformité	59
Explication des symboles	59

## Bienvenue

Bienvenue dans le monde de la beauté de Lumea série 9000 ! Seules quelques semaines vous séparent d'une peau lisse et soyeuse.

Philips Lumea série 9000 utilise la technologie à lumière pulsée intense (IPL), connue comme l'une des méthodes d'épilation permanente les plus efficaces. En collaboration avec des experts de la peau, nous avons adapté cette technologie à base de lumière, utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, pour une utilisation simple et efficace chez vous. Philips Lumea série 9000 est doux et offre un traitement pratique et efficace à une intensité lumineuse que vous trouverez agréable. Les poils indésirables font enfin partie du passé. Savourez la sensation de peau nette, soyeuse et sentez-vous magnifique tous les jours.

Philips Lumea série 9000 a été conçu et développé pour les femmes, mais il peut être utilisé par les hommes.

Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit et recherchez de plus amples informations à son sujet sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Vous y trouverez des conseils d'experts, des didacticiels vidéo et des réponses aux questions fréquentes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Lumea série 9000.

Remarque : Conservez ces instructions avec votre produit en toutes circonstances.

## Aperçu de l'appareil

- 1 Verre filtrant avec filtre UV intégré
- 2 Accessoires
  - a Accessoire corps
  - b Accessoire visage 
  - c Accessoire maillot  (BRI957, BRI958)
  - d Embout aisselles  (BRI957, BRI958)
  - e Accessoire de précision  (BRI955)
- 3 Capteur SmartSkin
- 4 Système de sécurité intégré
- 5 Réflecteur intégré à l'accessoire
- 6 Contacts électroniques
- 7 Accès aux contacts électroniques
- 8 Bouton Flash
- 9 Bouton marche/arrêt
- 10 Bouton confirmation
- 11 Bouton de sélection d'intensité
- 12 Voyants d'intensité
- 13 Bouton de recommandation de réglage
- 14 Voyant « PRÊT à flasher »
- 15 Fentes de ventilation
- 16 Prise de l'appareil
- 17 Adaptateur
- 18 Petite fiche
- 19 Housse de luxe (non illustrée)
- 20 Tissu de nettoyage (non illustrée)

## Contre-indications



## Conditions d'utilisation

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous avez une peau de type VI (coups de soleil rares voire inexistant, bronzage très foncé). Dans ce cas, vous courez un risque important de développement de réactions cutanées, telles qu'une hyperpigmentation et une hypopigmentation, une rougeur intense ou des brûlures.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car il n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitantes.
- Si vous portez un implant actif quelconque (stimulateur cardiaque, neurostimulateur, pompe à insuline, etc.)

## Médicaments/historique

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six derniers mois. Ce traitement rend la peau plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.
- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.

## Pathologies/Troubles

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez de diabète ou d'une autre maladie systémique ou métabolique.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous souffrez d'une maladie entraînant une photosensibilité, comme la lucite polymorphe (LP), l'urticaire solaire, la porphyrie, etc.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.
- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

## Affections cutanées

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de folliculite, de lacerations ouvertes, d'abrasions, d'herpès labial (boutons de fièvre), de plaies ou de lésions, d'hématomes (ecchymoses) sur les zones à traiter.
- Sur des irritations (rougeurs ou coupures), des coups de soleil ou une peau teintée par un bronzage récent-ou artificiel.
- Sur les zones suivantes : grains de beauté, taches de rousseur, veines de taille importante, zones à la pigmentation plus foncée, cicatrices et anomalies cutanées, sans consultation préalable d'un médecin. Cela peut entraîner des brûlures et des modifications de la couleur de la peau, ce qui peut rendre plus difficile l'identification des maladies de peau.
- Sur les zones suivantes : verrues, tatouages ou maquillage-permanent.

## Localisation/zones



N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :

- Autour des yeux et près des sourcils.
- Sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher au cours des trois dernières semaines.
- Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.
- Sur les zones sur lesquelles vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut entraîner des réactions cutanées.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.

## Consignes de sécurité importantes



### Avertissements


- Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous pour optimiser l'utilisation de l'appareil et éviter/minimiser les risques de blessures, de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- Avant d'utiliser Lumea série 9000, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est épilée,-totalement sèche et propre et dépourvue de lotion ou de gel.
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.

- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine). L'humidité peut endommager l'appareil et entraîner un risque pour la sécurité.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- Si l'appareil ou l'adaptateur est cassé ou endommagé, ne touchez aucune pièce interne afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV de la fenêtre de flashage et/ou de l'embout est cassé, car son fonctionnement en toute sécurité n'est pas garanti dans ces conditions.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre appareil, ni de changer la batterie non remplaçable. L'ouverture de Philips Lumea série 9000 peut vous exposer à des composants électriques dangereux et à la lumière pulsée, qui peuvent tous deux causer des lésions corporelles et/ou oculaires.
- Confiez toujours l'appareil à un centre de service autorisé par Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer extrêmement dangereuse pour l'utilisateur.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée. Ne modifiez pas, ne neutralisez pas ou ne coupez pas de pièce de l'appareil (batterie, adaptateur ou cordon, par exemple), car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Ne regardez pas le flash pendant l'utilisation de l'appareil. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour votre sécurité, vous pouvez porter des lunettes de soleil ou des lunettes de protection si vous trouvez la lumière inconfortable ou trop forte.
- N'utilisez pas l'appareil plusieurs fois sur la même zone de peau lors d'une séance. Cela pourrait augmenter le risque de réactions cutanées.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez pas de crèmes épilatoires sur la zone à traiter avec l'appareil, car les produits chimiques peuvent provoquer des réactions cutanées.
- N'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à traiter. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- L'appareil peut être conservé à une température comprise entre -25 °C et 70 °C. Chargez et utilisez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C. L'appareil ne fonctionnera pas correctement en dehors de cette plage de températures. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu et suivez les consignes de sécurité générales et de la batterie décrites dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise utilisation risquerait de provoquer des décharges électriques, des brûlures, un incendie et autres dangers ou blessures.


- L'épilation à la lumière intense pulsée peut entraîner une repousse accélérée chez certaines personnes. Au vu des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique traitées sur le visage et le cou.
- Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après la séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-la à l'eau. Si les réactions cutanées persistent, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- Si le rasage ou l'épilation, y compris à la cire, irrite votre peau, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil avant que les irritations aient disparu.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation du produit.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Une surveillance est nécessaire afin d'éviter tout risque d'exposition à la lumière, d'électrocution, d'étranglement avec les câbles ou d'étouffement avec les embouts.
- L'exposition de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec l'objectif de bronzer peut influencer la sensibilité et la couleur de votre peau. Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- Après chaque séance, patientez au moins 48 heures avant une session de bronzage afin d'éviter toute réaction cutanée.
- Si vous constatez un changement de couleur de peau depuis la dernière séance, nous vous conseillons d'effectuer un test cutané et de patienter 24 heures avant la séance suivante.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout fonctionnement inapproprié, assurez-vous que la fenêtre du capteur SmartSkin est propre lors de l'utilisation de l'appareil (voir 'D Nettoyage et rangement').
- L'adaptateur, la fenêtre de flashage et le filtre des embouts peuvent être très chauds (plus de 210 °C / >410 °F) pendant leur utilisation. Laissez toujours refroidir l'adaptateur, la fenêtre de flashage ainsi que le filtre et les pièces intérieures des embouts avant de les toucher.
- Cet appareil est équipé d'un bloc d'alimentation amovible conforme aux normes IEC 60601-1 et IEC 60950-1 de classe II. Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec l'appareil. N'employez pas de rallonge. Le numéro de référence (AD2069x20020HF) figure sur votre appareil. Le « X » dans ce numéro désigne le type de prise correspondant à votre pays.
- Ne laissez jamais le produit branché sans surveillance.
- Débranchez toujours le produit lorsqu'il est entièrement chargé.

- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées (poêles chaudes, fours à micro-ondes ou plaques à induction). La batterie peut exploser en cas de surchauffe.
- Si la batterie est endommagée ou fuit, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.
- Si l'appareil ne se comporte pas comme d'habitude (par exemple, odeur ou vibrations anormales, temps de charge plus long), cessez d'utiliser et de charger votre appareil et contactez le Service Consommateurs. pour obtenir de l'aide.
- Suivez le programme de séances recommandé. L'augmentation de la fréquence, surtout pendant la phase initiale, peut augmenter le risque de réactions cutanées.


## Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense



Avec la lumière pulsée intense, de légères impulsions lumineuses sont appliquées sur la peau et absorbées par la racine des poils. Plus la peau est claire et plus le poil est foncé, plus il absorbe les impulsions lumineuses.



Ce processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par conséquent, les poils tombent naturellement et leur repousse est freinée.



Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La technologie de lumière pulsée intense n'est efficace que lorsque les poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissance au même moment. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de suivre le programme de séances initial (4 séances, espacées de 2 semaines), puis d'effectuer des retouches (toutes les 4 semaines) pour vous assurer que tous les poils en phase de croissance ont bien été traités.

**Conseil :** pour une épilation durable, nous recommandons d'effectuer des retouches toutes les 4 semaines.

## Couleurs de poils du corps adaptées

L'utilisation de Lumea série 9000 est inefficace si vous avez des poils blonds clairs, gris, roux ou blancs, car ces teintes n'absorbent pas suffisamment la lumière.

Remarque : pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre pilosité, consultez le tableau de couleur des poils sur la page dépliant.

## Programme de traitement recommandé

### Phase initiale



Pour une diminution efficace de la pilosité, suivez le programme de séances initial.

#### Programme de séances initial

Pour les 4 premières séances, utilisez Lumea série 9000 une fois toutes les deux semaines afin de bien traiter tous les poils.

- Effectuez la séance dans les 3 jours précédant ou suivant la date prévue.
- Si vous n'effectuez pas la séance dans ce laps de temps, recommencez la phase initiale. Planifiez 4 séances, une toutes les deux semaines.

Remarque : Si vous ne recommencez pas la phase initiale, vous risquez de ne pas constater de réduction efficace de votre pilosité.

Remarque : remplacer l'une des séances à la lumière intense pulsée par une autre méthode d'épilation (cire, épilation électrique, etc.) serait contre-productif pour l'objectif souhaité de réduction de votre pilosité.

Si vous souhaitez vous épiler entre deux séances Lumea série 9000, utilisez votre méthode d'épilation habituelle (hors crèmes dépilatoires).

### Phase de retouche

Après la phase initiale (4 séances), nous vous recommandons de faire des retouches toutes les 4 semaines.

#### Programme de retouches

Effectuez une séance toutes les 4 semaines. Répétez cette opération 8 fois pour obtenir une diminution efficace de votre pilosité. Cela permet de conserver les résultats et de bénéficier d'une peau lisse pendant des mois.

- Nous vous conseillons d'effectuer la séance dans les 4 jours précédant ou suivant la date prévue.
- Les résultats peuvent varier en fonction de la repousse de vos poils et des zones du corps.
- Si vous avez terminé la phase de retouche et que vous remarquez qu'il est nécessaire de continuer les séances (les poils commencent à repousser), nous vous conseillons de recommencer la phase initiale.

Conseil : notez le programme sur votre calendrier pour vous rappeler les séances prévues.

Remarque : l'utilisation plus fréquente de l'appareil n'accroît pas l'efficacité.



## Résultats attendus

### Après la phase initiale


- Après la première séance, une à deux semaines peuvent être nécessaires pour que les poils tombent. Pendant les premières semaines suivant les séances initiales, vous verrez encore quelques poils pousser. Il s'agira probablement de poils qui n'étaient pas en phase de croissance pendant les premières séances.
- Après 2 à 3 séances, vous devriez constater une réduction remarquable de la croissance des poils. Cependant, pour traiter efficacement tous les poils, il est important d'effectuer le traitement en suivant le programme de traitement recommandé.
- Après 4 séances, vous devriez constater une diminution importante de la pilosité des zones traitées avec Lumea série 9000. Une réduction de la densité du poil devrait également être visible.

### Pendant la phase de retouche


- Continuez le traitement avec des retouches fréquentes (toutes les 4 semaines) pour conserver les résultats obtenus.

## Mode d'emploi de votre Lumea série 9000

### A Épilation et nettoyage de la peau




- 1 Rasez-vous ou épiliez-vous avant chaque séance, tant que des poils restent visibles. Vous pouvez raser les poils, les épiler ou les épiler à la cire. Veillez à commencer à traiter la zone avant que de nouveaux poils ne soient visibles sur votre peau. Si vous optez pour une épilation à la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea série 9000.



- 2 Nettoyez et séchez votre peau. Assurez-vous qu'elle est dépourvue de lotion ou de gel.

## B Test cutané 24 h avant la séance




**1** Testez votre peau pour trouver le bon réglage de lumière :

- Pour chaque nouvelle zone du corps.
- Après un bronzage récent.



**2** Sélectionnez l'embout approprié pour tester votre peau (voir 'Accessoires').




**3** Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer l'appareil.



**4** Choisissez une zone pour votre test cutané.

**5** Appuyez fermement l'appareil sur votre peau et maintenez-le en place.


Le système de sécurité intégré empêche l'émission non intentionnelle d'un flash en l'absence de contact avec la peau.





**6** Vérifiez que le voyant « PRÊT à flasher » s'allume en blanc pour garantir le contact total avec la peau.

- Si le voyant « PRÊT à flasher » est orange, votre peau est trop foncée pour être traitée. Essayez Lumea série 9000 sur une zone plus claire du corps.



**7** Essayez chaque réglage sur votre peau :


- Lorsque le voyant « PRÊT à flasher » est blanc, appuyez une fois sur le bouton du flash sur le manche pour traiter la zone avec le réglage ①.

L'appareil émet un léger bruit. Le flash crée une sensation de chaleur.


• Vous verrez un flash de lumière •

Remarque : vous pouvez modifier l'intensité lumineuse en appuyant sur le bouton d'intensité.

- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ②



- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ③
- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ④
- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ⑤



**8** Patientez environ 24 heures.






- 9 Vérifiez la réaction de votre peau. Le réglage le plus élevé...
- qui reste confortable, et
  - ne provoque pas de réactions cutanées (rougeurs, irritations, éruptions cutanées, etc.)
- ... est le réglage à utiliser pour démarrer la séance.


## C Séance

**IMPORTANT :** terminez d'abord les sections A (Épilation et nettoyage de la peau) et B (Test cutané 24 h avant la séance).


- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur l'appareil et sur une prise de courant, ou chargez l'appareil et utilisez-le sans fil.




- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt (🔌) pour allumer l'appareil.




- 3 Choisissez le réglage que vous avez sélectionné après le test cutané (section B, étape 9).






- Appuyez fermement l'appareil sur votre peau et maintenez-le en place. Le voyant « PRÊT à flasher » doit s'allumer en blanc.



- Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash sur la peau. Le flash traite la peau à cet endroit. L'appareil émet un léger bruit. Le flash crée une sensation de chaleur.


Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Vous pouvez émettre un flash lorsque le voyant « PRÊT à flasher » s'allume en blanc.




- Déplacez l'appareil sur la zone suivante, à proximité de la précédente, mais sans la chevaucher. Veillez à ne pas appliquer le flash plusieurs fois sur la même zone.
- Continuez jusqu'à ce que vous ayez traité toute la zone. Il existe deux modes (voir 'Deux modes de traitement : Positionner-flasher et glisser-flasher').
- Éteignez l'appareil une fois la séance terminée.
- Rasez-vous ou épiliez-vous avant chaque séance, tant que des poils restent visibles.

Remarque : N'essayez pas l'appareil sur des zones difficiles ou sensibles (cheville ou zone osseuse).


## D Nettoyage et rangement




- Débranchez l'appareil de la prise de courant si vous l'avez utilisé avec l'adaptateur secteur.
- Laissez l'appareil refroidir.




**3** Humidifiez le chiffon doux fourni avec quelques gouttes d'eau.



**4** Retirez l'embout de l'appareil.



**5** Nettoyez la fenêtre de flashage de l'appareil (A).



**6** Nettoyez toutes les surfaces de l'embout, y compris le réflecteur métallique et la fenêtre (parties B, C, D, E).

**7** Laissez bien sécher toutes les pièces après nettoyage.

**8** Rangez l'appareil dans un endroit exempt de poussière, à température ambiante.

## En savoir plus sur votre Lumea série 9000

### Charge

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et lorsque celle-ci est déchargée. La charge dure environ 1 heure et 40 minutes. Chargez l'appareil lorsque le témoin de charge s'allume en orange pendant l'utilisation pour indiquer que la batterie est faible et sera bientôt déchargée.

Une batterie entièrement chargée permet d'émettre au moins 130 flashes d'une intensité lumineuse de 5.

## Chargement de l'appareil

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Insérez l'embout de chargement dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise de courant.
  - Les témoins de charge clignotent en blanc pendant la charge.
  - Une fois les batteries entièrement chargées, le témoin de charge blanc s'allume en continu.
  - Ne recouvrez jamais l'adaptateur et l'appareil pendant la charge.

Remarque : L'adaptateur et l'appareil peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène est normal.

Remarque : cet appareil est équipé d'un dispositif de protection de surchauffe de la batterie et ne se recharge pas si la température ambiante est supérieure à 40 °C.

- 3 Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise de courant, puis retirez l'embout de chargement de l'appareil.


Conseil : Chargez l'appareil après chaque utilisation pour économiser la batterie.

## Accessoires

Pour un résultat optimal, il est important d'utiliser l'embout adapté à la zone spécifique du corps que vous souhaitez traiter. Lumea série 9000 offre un traitement complet-du corps avec plusieurs embouts destinés à des zones spécifiques du corps. La technologie SenseIQ adapte la séance en cas d'utilisation d'un autre embout.

Remarque : l'appareil risque de ne plus fonctionner et d'afficher un message d'erreur si le connecteur de l'embout est sale. Dans ce cas, nettoyez les contacts.

Pour mettre l'embout, il vous suffit de le fixer sur la fenêtre de flashage.



Pour enlever l'embout, retirez-le de la fenêtre de flashage.

## Embout corps

L'embout corps dispose de la fenêtre de traitement la plus large et possède une forme incurvée permettant de couvrir efficacement les zones situées sous le cou, notamment les zones étendues comme les jambes, les bras et le ventre.

## Embout visage



L'embout visage possède une forme plate ainsi qu'un filtre intégré supplémentaire pour une épilation sûre et précise des zones sensibles situées au-dessus de la lèvre supérieure, du menton et des favoris/pattes. Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés sous les pommettes. Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones aux contours anguleux, comme la mâchoire et le menton, il peut être difficile d'établir un contact complet avec la peau et de déclencher un flash.


**Conseil :** Placez votre langue entre la lèvre supérieure et vos dents ou gonflez vos joues pour faciliter la séance.

## Embout aisselles (BRI957, BRI958)



L'embout aisselles possède une forme bombée permettant de traiter les poils des aisselles qui peuvent être difficiles à atteindre.

## Embout maillot (BRI957, BRI958)



L'embout maillot possède un design spécial permettant de traiter efficacement la zone du maillot. Sa forme est bombée et son intensité lumineuse est supérieure à celle de l'embout corps. Les poils de cette zone ont tendance à être plus épais et plus drus que ceux des jambes.

## Embout de précision (BRI955)



L'embout de précision possède une forme bombée qui épouse les contours du maillot et des aisselles. Il est doté d'une fenêtre de taille moyenne et d'un filtre transparent. Il est conçu pour une épilation précise et efficace de ces zones.

## Capteur SmartSkin

Lumea série 9000 intègre la technologie SenseIQ pour une épilation sur mesure. Le capteur SmartSkin intégré mesure le teint de la peau au début de chaque séance et pendant. Sa fonction est double :

- 1 Le capteur SmartSkin vous empêche de traiter les zones trop foncées : s'il détecte un teint de peau trop foncé, le voyant « PRÊT à flasher » commence à clignoter en orange. Le flash ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton. L'appareil se désactive automatiquement afin de prévenir tout risque de réactions cutanées.
- 2 Le capteur SmartSkin vous permet de sélectionner le réglage d'intensité lumineuse adapté à votre peau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton SmartSkin.

## Sélection de l'intensité lumineuse

Lumea série 9000 offre 5 intensités lumineuses différentes. Vous pourrez changer d'intensité lumineuse à tout moment.

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil commence à fonctionner à l'intensité lumineuse de niveau 1.  
Remarque : pour régler l'intensité lumineuse manuellement, sans utiliser le bouton SmartSkin, utilisez le bouton de sélection d'intensité jusqu'à atteindre le réglage souhaité. Le voyant de sélection de l'intensité devient blanc.
- 2 Appuyez sur le bouton SmartSkin  et placez l'appareil sur la peau.
- 3 Une fois que l'appareil a analysé votre peau, il vous indique les intensités les plus confortables en fonction de votre teint de peau en faisant clignoter les voyants correspondants en blanc.
- 4 Appuyez sur le bouton de confirmation  pour confirmer que vous souhaitez utiliser le réglage indiqué.

Lumea série 9000 utilise automatiquement l'intensité maximale indiquée, représentée par un voyant d'intensité clignotant. Lumea série 9000 vous laisse la liberté de sélectionner l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux. La sensibilité de la peau peut varier d'une personne à l'autre. Le test cutané est le guide le plus important pour sélectionner votre réglage d'intensité lumineuse (voir 'B Test cutané 24 h avant la séance').



- 5** L'utilisation de Lumea série 9000 ne doit jamais être douloureuse. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort. Pour ce faire, utilisez les boutons de sélection d'intensité.

Remarque : l'appareil se désactive automatiquement si votre teint de peau est trop sombre (peau brune ou plus sombre), pour éviter le développement de réactions cutanées. Le voyant « PRÊT à flasher » clignote en orange s'il détecte un teint de peau trop foncé.


- 6** Avant de passer à une autre zone du corps ou après un bronzage récent (voir 'Utilisation de Lumea série 9000 avant et après une séance de bronzage'), effectuez un test cutané pour déterminer une intensité lumineuse confortable. Pour réactiver la fonction d'indication de réglage, appuyez sur le bouton SmartSkin .

Remarque : Effectuez un test cutané avant de commencer à traiter une autre partie du corps ou après un changement de teint de peau. Déterminez l'intensité lumineuse adaptée à chaque zone du corps séparément.


## Deux modes de traitement : Positionner-flasher et glisser-flasher

Votre Philips Lumea série 9000 propose deux modes d'utilisation pour une application aisée sur les différentes zones du corps :


- Le mode manuel est idéal pour traiter des zones petites ou arrondies comme les genoux et les aisselles. Pressez, puis relâchez le bouton du flash pour émettre un seul flash.



- Le mode continu est particulièrement adapté au flashage de zones plus grandes comme les jambes. Maintenez le bouton du flash enfoncé tout en faisant glisser l'appareil sur votre peau pour émettre plusieurs flashes d'affilée.



# Durée de traitement par zone



Ce symbole signifie : Utilisation de l'appareil sur secteur



Ce symbole signifie : Utilisation de l'appareil sur batterie

BRI955  
 ((1), (2), (5))

BRI957, BRI958  
 ((1), (2), (3), (4))

Remarque : la capacité de la batterie ne suffit pas pour une séance sur le corps entier. Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil branché sur secteur lorsque vous traitez de grandes zones (jambes, par exemple).

## Utilisation de Lumea série 9000 avant et après une séance de bronzage

### Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle



L'exposition intentionnelle de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec pour objectif de bronzer influence la sensibilité et la couleur de votre peau. Dès lors, ce qui suit est très important ::

- Après chaque traitement, attendez au moins 48 heures avant le bronzage. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau traitée ne présente plus de rougeurs provenant du traitement.
- Si vous exposez votre peau au soleil (sans bronzer intentionnellement) pendant les 48 heures suivant la séance, utilisez un écran total d'indice SPF 50+ sur les zones traitées. Après cette période, vous pouvez utiliser un écran total d'indice SPF 30+ pendant deux semaines.
- Après une séance de bronzage, patientez au moins 2 semaines avant d'utiliser Lumea série 9000 et effectuez un test cutané. L'objectif est de déterminer le réglage d'intensité lumineuse approprié (voir 'B Test cutané 24 h avant la séance').
- N'utilisez pas Lumea série 9000 sur des zones du corps présentant des coups de soleil.

Remarque : une exposition occasionnelle et indirecte au soleil n'est pas considérée comme du bronzage.

### Bronzage avec des crèmes

Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser l'appareil.

### Transport de l'appareil

Lorsque vous voyagez avec l'appareil, vérifiez auprès du transporteur aérien que l'appareil peut être transporté et/ou utilisé dans l'avion.

# Après utilisation

## Suivi

Après utilisation, vous pouvez appliquer des lotions, des crèmes, un déodorant, une crème hydratante ou des produits cosmétiques sur les zones traitées.



**Avertissement : Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après le traitement, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-la à l'eau. Si les réactions cutanées persistent, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.**

## Réactions cutanées courantes

Votre peau peut présenter une légère rougeur et/ou des fourmillements, picotements ou une sensation de chaleur. Cette réaction disparaît rapidement.

Le rasage et l'association du rasage et du flashage à la lumière peut en effet assécher la peau et provoquer des démangeaisons. Vous pouvez refroidir la zone avec de la glace ou une serviette humide. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer un hydratant non parfumé sur la zone traitée.

## Rare side effects

- Brûlures, rougeur excessive (par ex. autour des follicules pileux) et gonflement : ces réactions sont rares. Elles sont dues à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elles ne disparaissent pas au bout de 3 jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Altération de la pigmentation de la peau : cette réaction survient très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée (hyperpigmentation) ou plus claire (hypopigmentation) que la zone qui l'entoure. Elle est due à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elle persiste au-delà de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé son teint normal.
- Infection cutanée : cette réaction est extrêmement rare, mais c'est un risque possible après une (micro)blesure, une brûlure cutanée, une irritation, etc.
- Chaleur épidermique (zone brunâtre nettement définie souvent observée sur des teintées de peau foncées, sans sécheresse de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'une semaine, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.

- Cloques (petites bulles à la surface de la peau) : cette réaction survient très rarement. Si elle persiste au-delà d'un mois ou que votre peau s'infecte, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Cicatrice : le plus souvent, effet secondaire d'une brûlure, qui peut nécessiter plus d'un mois pour guérir.
- Folliculite (inflammation de follicules pileux avec formation de pustules) : cette réaction, très rare, est due à la pénétration de bactéries dans des lésions cutanées. En cas de survenue de cette réaction, consultez votre médecin car une folliculite peut nécessiter une pommade antibiotique.
- Douleur : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non dépourvue de poils, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone ou si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc.

## Dépannage

### Problème

### Cause possible

### Solution

L'adaptateur/appareil chauffe au cours de l'utilisation.

Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent au cours de l'utilisation (il est toutefois possible de les toucher).

Utilisez l'appareil dans un environnement plus frais et/ou laissez-le refroidir avant de poursuivre votre séance.

Le ventilateur ne fonctionne pas.

Vérifiez que l'embout est bien fixé. Nettoyez les connecteurs de l'embout, si nécessaire. Si l'embout est bien fixé et s'il est possible de produire des flashs avec l'appareil, contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre de service agréé par Philips.

Le flux d'air refroidissant du ventilateur est bloqué par les mains ou une serviette.

Vérifiez que le flux d'air refroidissant du ventilateur n'est pas obstrué.

Lorsque je place l'appareil sur ma peau, il n'émet pas de flash. Le voyant « prêt à flasher » se met à clignoter en orange.

Votre teint de peau dans la zone à traiter est trop foncé.

Traitez d'autres zones du corps avec des teints de peau plus clairs avec Lumea.

Le voyant « PRÊT à flasher » clignote en orange et les 5 voyants d'intensité clignotent également.

L'appareil doit être réinitialisé.

Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le de la prise secteur et attendez environ 30 minutes, le temps qu'il refroidisse. L'appareil devrait ensuite fonctionner à nouveau normalement. Si ce n'est toujours pas le cas, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
Le voyant « Prêt à flasher » ne s'allume pas en blanc.	L'appareil n'est pas entièrement en contact avec votre peau.	Placez l'appareil à la perpendiculaire sur votre peau, de sorte que le système de sécurité intégré soit en contact avec votre peau.
L'appareil produit une odeur étrange.	La fenêtre de flashage ou le capteur SmartSkin est sale.  Vous n'avez pas correctement enlevé les poils sur la zone à traiter. Ces poils peuvent être brûlés et provoquer une odeur.	Nettoyez la fenêtre de flashage et le capteur SmartSkin soigneusement.  Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.
L'appareil ne produit pas de flash, le ventilateur n'est pas allumé et les 5 voyants d'intensité clignotent.	L'embout n'est pas correctement fixé.	Veillez à bien le fixer. Si nécessaire, nettoyez les contacts électroniques de l'embout.

Problème	Cause possible	Solution
La peau est plus sensible que d'habitude pendant la séance. Je ressens une gêne lorsque j'utilise l'appareil.	L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée.	Vérifiez que vous avez sélectionné un réglage d'intensité lumineuse confortable. Si nécessaire, sélectionnez un réglage plus bas.
	Vous n'avez pas correctement enlevé les poils sur les zones à traiter.	Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.
	Le filtre UV de la fenêtre de flashage est cassé.	N'utilisez plus l'appareil si le filtre UV est cassé. Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	<p>N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes : sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices et les anomalies cutanées, les verrues, les tatouages ou le maquillage permanent, autour des yeux et sur ou près des sourcils, sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles. Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.</p> <p>N'utilisez jamais l'appareil sur des grains de beauté, des taches de rousseur, des veines de taille importante, des zones à la pigmentation plus foncée, des cicatrices et anomalies cutanées, sans consulter un médecin au préalable.</p> <p>N'utilisez jamais l'appareil sur des verrues, des tatouages ou un maquillage permanent.</p> <p>N'utilisez jamais l'appareil sur des irritations (rougeurs ou coupures), sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent ou artificiel.</p> <p>N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de folliculite, de lésions ouvertes, d'abrasions, d'herpès labial (boutons de fièvre), de plaies ou de lésions, d'hématomes (ecchymoses) sur les zones à traiter.</p>
L'embout ne comporte pas de filtre.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise : les embouts corps et aisselles ne comportent pas de filtre. Seuls les embouts visage, précision et maillot possèdent un filtre spécial.

Problème	Cause possible	Solution
La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour votre peau.	Sélectionnez une intensité moins élevée la prochaine fois.
Le flash est très éblouissant. Dois-je porter des lunettes de protection ?	Non, Philips Lumea ne présente aucun danger pour les yeux.	La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Ne regardez pas le flash pendant l'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux. Veillez à avoir un bon contact avec la peau pour éviter la réflexion de la lumière.
Le résultat du traitement n'est pas satisfaisant.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.	Sélectionnez un niveau d'intensité plus élevé la prochaine fois.
	Vous n'avez pas flashé une zone adjacente à la zone que vous avez traitée précédemment.	Vous devez émettre les flashes à proximité de la zone précédente, mais sans la chevaucher.
	L'appareil n'est pas efficace sur la couleur de vos poils.	La séance ne sera pas efficace si vous avez des poils blonds clairs, gris, roux ou blancs.
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour réussir à retirer tous les poils, nous vous conseillons de suivre le programme de séances recommandé. Vous pouvez réduire la durée entre deux séances, sans réduire la fréquence à moins de deux semaines.
	Vous répondez à l'utilisation de la lumière intense pulsée plus lentement.	Continuez à utiliser l'appareil pendant au moins 6 mois, car le phénomène de ralentissement de la repousse des poils peut prendre plus de temps.

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

## Recyclage

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un endroit prévu à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel. Les produits Philips Lumea contiennent des matériaux recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Consultez le site Web d'assistance Philips Lumea pour connaître les options de recyclage. Ne jetez pas dans le feu.

## Caractéristiques techniques

Conditions de transport et de stockage	Lumea série 9000 reste opérationnel lorsqu'il est utilisé dans des CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION dans le cadre de ses spécifications après un transport ou un stockage dans la plage environnementale suivante : -25 °C à +70 °C, jusqu'à 90 % d'humidité relative sans-condensation, 700 hPa à 1 060 hPa
Températures de fonctionnement	Lumea série 9000 est conforme à ses spécifications lorsqu'il est utilisé dans des CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION dans les conditions environnementales de fonctionnement suivantes : +5 °C à +35 °C, jusqu'à 90 % d'humidité relative sans condensation, 700 hPa à 1 060 hPa
Longueurs d'ondes émises	565 à 1400 nm
Durée de l'impulsion	1-2,5 ms, pour tous les réglages
Intervalle entre les flashes	Entre 1 et 3,5 s selon qu'il fonctionne sur batterie/secteur
Exposition optique	Embout corps : 2,5 – 5,6 J/cm <sup>2</sup> Embout aisselles : 2,5 – 6,5 J/cm <sup>2</sup> Embouts de précision/maillot : 2,5 – 6,5 J/cm <sup>2</sup> Embout visage : 2,4 – 5,9 J/cm <sup>2</sup>
Entrée de l'adaptateur	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Sortie de l'adaptateur	19,5 V  3,33 A 65 W
Rendement moyen en mode actif	≥ 88 %
Efficacité à faible charge (10 %)	≥ 79 %
Consommation hors charge	<0,21 W

# Compatibilité électromagnétique - Informations de conformité

Cet appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

## Explication des symboles

Les symboles et les signes d'avertissement sont indispensables pour garantir une utilisation sûre et correcte de ce produit, ainsi que pour protéger les utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous la signification des signes et symboles d'avertissement figurant sur l'étiquette et dans le mode d'emploi.



Ce symbole identifie le fabricant du produit : Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten. Pays-Bas



Ce symbole signifie que vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure.



Ce symbole signifie que l'utilisateur doit consulter le manuel d'utilisation pour des informations de mise en garde importantes, telles que des précautions d'emploi qui ne peuvent pas toutes, pour diverses raisons, figurer sur l'appareil proprement dit.



Ce symbole signifie que l'utilisateur doit consulter le manuel d'utilisation pour des informations de mise en garde importantes, telles que des contre-indications et des avertissements qui ne peuvent pas toutes, pour diverses raisons, figurer sur l'appareil proprement dit.



Indique le numéro de série du fabricant.



Indique la référence catalogue du fabricant.



Symbole permettant d'identifier les équipements conformes aux normes de sécurité des équipements de classe II.



Ce symbole indique que l'appareil convient uniquement au courant continu.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être utilisé autour des yeux et près des sourcils.



Ce symbole signifie : « Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir d'eau. »



Ce symbole signifie que le transformateur est conçu pour résister aux courts-circuits.



Ce symbole signifie que le transformateur est considéré comme une alimentation à découpage.



Ce symbole signifie que l'appareil est conçu pour un usage intérieur.

---

*ta*

Ce symbole indique la température maximale à laquelle le transformateur peut fonctionner en continu dans des conditions normales d'utilisation.

---



Ce symbole de recyclage permet d'identifier le matériau de fabrication d'un objet afin de faciliter son recyclage ou tout autre retraitement. Le symbole peut inclure un numéro et/ou une abréviation.

---



Ce symbole indique qu'un bloc d'alimentation spécifique est nécessaire pour brancher l'équipement électrique sur le secteur.

---



Ce symbole indique que des substances RoHS supérieures à la limite maximale de concentration sont utilisées dans ce produit.

---

# 內容

歡迎	61
裝置概要	61
禁忌	62
重要安全使用說明	64
IPL 的原理	66
建議的療程時間表	67
預期效果	67
如何使用 Lumea Series 9000	68
進一步了解 Lumea Series 9000	73
充電	73
配件	73
SmartSkin 感應器	75
選擇燈光強度	76
兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」	76
各部位的療程時間	77
曬膚前後使用 Lumea Series 9000	78
攜帶裝置旅行	78
使用完畢	78
疑難排解	79
保固與支援	81
回收	81
技術規格	81
電磁相容性 - 法規資訊	82
符號說明	82

# 歡迎

歡迎來到 Lumea Series 9000 的美體世界！再過幾星期，您就能享有細緻光滑的肌膚。

Philips Lumea Series 9000 採用的脈衝光 (IPL) 技術，被認為是最有效持續防止毛髮再生的方法之一。我們與皮膚科專家協力合作，引進了這個原先在專業美容沙龍中使用的光學除毛技術，讓您在家中也能舒適地運用這個簡單又有效的方法除毛。Philips Lumea Series 9000 操作方便簡單，可以提供合適、溫和的彩光強度以達到有效的脫毛效果。讓那些惱人的多余毛髮成去，享有光滑的肌膚，天天展現迷人風采。

飛利浦 Lumea Series 9000 是專為女性所設計和開發，但也適合男性使用。

想完全享受 Philips 提供的各種產品支援，歡迎瀏覽 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，並註冊您的產品以獲取更多產品相關的資訊，您亦可以參閱我們的專家建議、教學影片和常見問題，讓您的 Lumea Series 9000 可以發揮最大功效。

注意：請與您的產品一起妥善保存這些指示。

# 裝置概要

- 1 內建紫外線濾光片的出光口
- 2 配件
  - a 身體配件

- b 臉部配件 (3)
- c 比基尼線配件 (4) (BRI957、BRI958)
- d 腋下配件 (5) (BRI957、BRI958)
- e 精準配件 (6) (BRI955)
- 3 SmartSkin 感應器
- 4 內建安全系統
- 5 配件內的反射器
- 6 電子接點
- 7 電子接點開口
- 8 閃光按鈕
- 9 開關按鈕
- 10 確認按鈕
- 11 切換按鈕
- 12 強度指示燈
- 13 設定建議按鈕
- 14 「閃光準備就緒」指示燈
- 15 通風口
- 16 裝置插孔
- 17 電源轉換器
- 18 小插頭
- 19 精美收藏袋 (未顯示)
- 20 清潔布 (未顯示)

## 禁忌



## 條件

禁止使用本裝置的情況：

- 皮膚類型為 VI 者 (極少或從未曬傷，膚色非常黝黑)。否則很可能造成皮膚產生不良反應，例如色素沈澱及色素脫失、嚴重紅腫或灼熱。
- 懷孕或哺乳者，因為裝置尚未針對懷孕或哺乳婦女進行測試。
- 目前裝有心律調整器、神經電極刺激器、胰島素泵等主動式植入物者。

## 醫療/紀錄

如果服用下列任何藥物，請勿使用本裝置：

- 目前或過去一週內曾以  $\alpha$ -氫氧基酸 (AHA)、 $\beta$ -氫氧基酸 (BHA)、局部異維甲酸和壬二酸治療皮膚者。
- 過去 6 個月內曾服用任何形式的 Accutane A 酸或 Roaccutane A 酸者。此療程會使皮膚對裂傷、創傷及刺激性物質更加敏感。
- 服用光敏劑或藥物者，請參見藥盒內說明，若其中表示可能產生光過敏反應、光毒性反應或服藥後應避免照射日光等說明，請勿使用本裝置。
- 服用抗凝血藥物者，包括大量服用阿斯匹靈，其用藥程度無法在療程前至少 1 星期停用以利藥物成分排出體外者。

禁止使用本裝置的情況：

- 過去 3 個月曾接受放射治療或化學治療者。

- 服用止痛藥者，因為止痛藥會降低皮膚對熱度的感知。
- 接受免疫抑制藥物治療者。

## 疾病/失調

禁止使用本裝置的情況：

- 糖尿病或其他全身性或新陳代謝疾病患者。
- 充血性心臟病患者。
- 患有與光線過敏相關疾病者，例如多形性日光疹 (PMLE)、日光蕁麻疹、紫質症等。
- 具蟹足腫體質或傷口癒合能力不良等膠原蛋白異常病史者。
- 易對閃光敏感而誘發癲癇者。
- 皮膚對光敏感而易引發紅疹或過敏反應者。
- 患有皮膚病者，例如目前為皮膚癌患者、療程部位曾有皮膚癌或局部癌症病史者。
- 療程部位有靜脈曲張或血管擴張症等血管疾病病史者。
- 患有出血病症者。
- 曾有免疫抑制病史 (包含感染 HIV 或愛滋病) 者。

## 皮膚狀況

禁止使用本裝置的情況：

- 療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純疱疹 (唇疱疹)、創傷或病變和血腫 (瘀青) 者。
- 在刺痛 (紅腫或割傷)、曬傷、最近曾日曬或人工-日曬的皮膚上。
- 在下列部位：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位，未經醫生同意請勿使用。在這些部位使用可能導致灼傷與膚色異變，使得潛在的皮膚相關疾病更難察覺。
- 在下列部位：疣、刺青或永久化妝-部位。

## 位置/部位



請勿在下列部位使用本裝置：

- 眼睛周圍和眉毛附近。
- 嘴唇、乳頭、乳暈、小陰唇、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。
- 療程部位在三週內曾動過手術者。
- 男性使用者，請勿將產品用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍鬚的部位，亦不得用於整個生殖器部位。
- 使用長效型香體劑的部位；否則可能導致皮膚不良反應。
- 矽膠植入物、皮下注射端口 (胰島素注射器) 或身體穿環等所有人工物質之表面及周圍。

注意：本清單並未徹底列出所有情況。如果不確定自己是否適合使用本裝置，建議您向醫生諮詢。

## 重要安全使用說明




### 警告


- 請閱讀並遵照以下說明，以提供最佳的裝置使用效果，並防止/儘量降低受傷風險、皮膚反應和副作用。
- 使用 Lumea Series 9000 之前，應先清潔肌膚，並確認其表面沒有任何毛髮、已完全乾爽，而且沒有任何乳液或凝膠在該部位。
- 本裝置及電源轉換器請保持乾燥。
- 本裝置不可水洗。請勿將本裝置浸入水中或置於水龍頭下沖洗。
- 水碰到電會產生危險。請勿在潮濕的環境下使用本產品 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池)。潮濕可能造成裝置損壞，導致潛在的安全危險。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，裝置或電源轉換器如有損壞，請勿使用。零件如有受損，請務必以原型號更換之。
- 如果裝置或電源轉換器破損或損壞，請勿觸碰任何內部零件，以免發生電擊風險。
- 如果出光口和/或配件的紫外線濾光片破損，請勿使用本裝置，因為在這些情況下不能保證安全操作。
- 請勿嘗試打開或維修本裝置或是更換無法更換的電池。打開 Philips Lumea Series 9000 可能會使您接觸危險的電子元件並暴露於脈衝光能下，這兩種情況都可能造成人身傷害和/或眼睛受傷。
- 如需檢查或修理，請務必將本裝置送回飛利浦授權的服務中心進行。由不合格的人員進行維修可能會導致使用上的危險。
- 不得對此設備進行任何改裝。請勿自行改造、覆蓋或切斷裝置的任何部分 (例如電池、電源轉換器或電線)，以免造成危險。
- 使用裝置時請勿注視閃光。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。如果您覺得光線不舒服或太亮，可以戴上墨鏡或護目鏡，以方便使用本裝置，但這不是必要的安全措施。
- 單次療程中，同一部位的皮膚以使用一次為限。這可能會增加皮膚反應的風險。
- 基於衛生理由，請勿與其他人共用本裝置。
- 切勿在使用本裝置治療的部位處使用脫毛膏，否則可能因化學物質而引發皮膚不良反應。
- 請勿用鉛筆或筆劃出要治療的部位，否則可能造成皮膚灼傷。
- 本裝置的存放溫度在  $-25^{\circ}\text{C}$  到  $70^{\circ}\text{C}$  之間。請於室溫  $5^{\circ}\text{C}$  到  $35^{\circ}\text{C}$  之間充電及使用本裝置。超過這個溫度範圍時，本裝置將無法正常運作。否則可能造成皮膚灼傷。
- 請僅按照預定用途使用本產品，並遵循本使用手冊中所述的一般說明和電池安全說明。凡不當使用均可能導致觸電、燒傷、火災，以及其他危險或傷害。
- 某些人利用脈衝光除毛，可能加快毛髮生長速度。就現有的資料來看，會產生此反應風險最高的族群為地中海、中東與南亞地區使用在臉部及頸部的女性。

- 如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再在皮膚上塗抹任何產品。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。如果仍然出現皮膚反應，請停止使用本裝置並諮詢醫師。
- 如果刮毛、拔毛或蜜蠟除毛造成皮膚刺痛感，建議您不要使用本裝置，直到皮膚刺痛感消失為止。
- 基於安全考量，在缺乏監督及適當裝置使用指示之下，本裝置不適用於任何身體、知覺或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請看管孩童，避免他們將本裝置當成玩具。兒童必須在監督下使用，以免發生潛在危險，例如暴露於輸出光源下、觸電、纜線纏繞或誤食配件而窒息。
- 自然日曬或人造光源曬膚可能改變皮膚的敏感度和膚色。請進行皮膚測試，決定合適的燈光強度。
- 每次療程結束後，請等候至少 48 小時後再行曬膚，以確保皮膚反應已得到解決。
- 如果發現膚色在上次療程後改變，建議進行皮膚測試並等待 24 小時後再進行下一次的療程。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，使用本裝置時，請確保 SmartSkin 感應器出光口的清潔，以免運作不良 (見 'D 療程後的清潔與存放')。
- 電源轉換器、出光口和配件濾光片在使用時溫度可能會變得很高 ( $>210^{\circ}\text{C}/>410^{\circ}\text{F}$ )。請務必先讓電源轉換器、出光口以及配件的濾光片和內部零件冷後才可觸碰。
- 本裝置的可拆式電源供應裝置符合 IEC 60601-1 和 IEC 60950-1 第 II 級。僅限使用本裝置隨附的電源轉換器。請勿使用延長線。在您的裝置上可找到參考編號 (AD2069x20020HF)。此號碼中的「x」意指您所在國家的插頭類型。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔掉。
- 產品充滿電後，請務必拔下產品的電源插頭。
- 請勿將本裝置直接暴露在陽光或高溫下 (靠近高溫爐、放進微波爐或放到電磁爐上)。如果電池過熱，可能會爆炸。
- 如果電池損壞或漏液，請避免電池接觸到皮膚或眼睛。如果不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即用水沖洗乾淨並就醫。
- 如果裝置在您的日常操作中出現異樣行為 (例如，散發異味或有異常的震動、需要更長的充電時間)，請停止使用裝置和充電，並聯絡客戶支援以尋求協助。
- 請遵循建議的療程時間表。增加療程頻率 (尤其是在初期) 可能會增加皮膚反應的風險。


## IPL 的原理



利用脈衝光技術，裝置會將溫和的脈衝光照射到皮膚上，其能量會由髮根吸收。膚色越淺且毛髮顏色越深，對脈衝光的吸收效果就越好。



脈衝光會刺激毛囊進入休止期，使毛髮自然脫落並抑制毛髮重生。



毛髮的生長週期是由不同階段所構成，而 IPL 技術只對處於生長期的毛髮有效果。並不是所有的毛髮都會同時處於生長期，所以我們會建議您遵循初期療程 (首 4 次療程，每次療程間隔 2 週)，然後進行-追蹤療程 (每 4 週-進行一次修護)，以確保所有處於生長期的毛髮都能有效獲得處理。

提示：為確保除毛效果持久，建議每 4 週進行一次修護。

## 適合的體毛顏色

毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色的人士，使用 Lumea Series 9000 除毛不會有效果，因為這些顏色的毛髮無法吸收足夠的脈衝光。

注意：若要確認您的體毛顏色能否使用本裝置，請參閱折頁的毛髮顏色表。

## 建議的療程時間表

### 初期



為能有效去除毛髮，請遵循初期療程時間表。

#### 初期療程時間表

對於首 4 次療程，請每兩週使用一次 Lumea Series 9000，以確保所有毛髮都能處理到。

- 在計劃的療程日期前後 3 天內進行療程。
- 如果您未在計劃的療程日期前後 3 天內進行療程，請重新開始初期療程。計劃 4 次療程，每兩週一次。

注意：如果未重新開始初期療程，可能看不到有效的毛髮減少。

注意：若使用其他脫毛法（蜜蠟、拔毛等）來取代其中一次 IPL 療程，將無法達到想要的毛髮減少程度。

若您想要在 Lumea Series 9000 療程之間脫毛，可以使用您平常的脫毛法（不包含脫毛霜）。

### 修護期



初期療程（4 次療程）結束後，建議您每 4 週進行一次修護。

#### 修護療程時間表

每 4 週進行一次療程。為能有效去除毛髮，請重複此程序 8 次。這樣可以有效維持除毛效果，享有數個月的光滑肌膚。

- 建議您在計劃的療程日期前後 4 天內進行療程。
- 療程的效果要視您個人毛髮生長速度而定，身體各部位的情況也會有所不同。
- 如果您已完成修護療程，且還需要繼續療程（毛髮開始再生），建議您重新開始初期療程。

提示：在您的行事曆上標示療程時間表，提醒自己計劃的療程。

注意：過度頻繁使用本裝置並不會加強效果。

## 預期效果

### 初期療程結束後


- 完成第一次療程後，毛髮可能要 1 到 2 週的時間才會開始脫落。初次療程結束後的頭幾週，仍舊會有些毛髮長出來，這很可能是因為這些毛髮在初次療程期間並不是處於生長期。
- 做過 2-3 次療程後，您應該會發現毛髮生長量開始減少。不過，為了有效處理所有毛髮，請務必根據建議的除毛療程繼續進行。
- 完成 4 次療程後，您應該會發現 Lumea Series 9000 處理過的部位毛髮生長會大幅減少，同時亦可看到毛髮密度顯著降低。

### 修護療程期間


- 請持續定期進行修護療程（每 4 週），以保持除毛效果。

# 如何使用 Lumea Series 9000

## A 去除毛髮，清潔皮膚




- 1 每次療程前，先去除可見的毛髮。您可以刮除、拔除或蜜蠟方式除毛。務必在您的皮膚上可以看見新毛髮之前就開始治療。如果您選擇以蜜蠟脫毛，請等 24 小時後再使用 Lumea Series 9000。



- 2 清潔並擦乾皮膚. 確保其表面沒有任何乳液或凝膠。

## B 療程前 24 小時先進行皮膚測試




- 1 測試您的皮膚以找出正確的燈光設定：

- 針對每個尚未接受過療程的身體部位。
- 曬膚後。




- 2 選擇正確的配件來測試您的皮膚 (見 '配件')。



3 按下開關按鈕  以開啟裝置。



4 選擇要進行皮膚測試的部位。




5 將裝置緊壓著皮膚，並保持不動。

內建安全系統可避免在未完整接觸皮膚時意外發出閃光。



6 確認「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，以確保與皮膚完整接觸。


- 如果「閃光準備就緒」指示燈亮起橘光，表示您的膚色太深無法治療。嘗試在膚色較淺的身體部位使用 Lumea Series 9000。



7 如果感覺舒適，請在皮膚上嘗試每一種設定：

- 當「閃光準備就緒」指示燈亮起白光時，按一下握柄上的閃光按鈕，使用設定 ① 處理一個區塊


裝置會發出輕柔的劈啪聲。閃光會讓您有溫熱感。



• 您會看到閃光 •

注意：您可以按下切換按鈕來切換光線強度設定。

- 移往下一區。使用設定 ② 處理一個區塊



- 移往下一區。使用設定 ③ 處理一個區塊
- 移往下一區。使用設定 ④ 處理一個區塊
- 移往下一區。使用設定 ⑤ 處理一個區塊



24 hrs


- 8 等待 24 小時。




- 9 檢查皮膚。符合以下條件的最高設定...
- 仍然感覺舒適且
  - 未產生皮膚反應(例如發紅、刺痛、紅疹)
- ...即為開始療程所使用的設定。

## C 療程


重要事項：先完成 A 部分 (去除毛髮，清潔皮膚) 和 B 部分 (療程前 24 小時先進行皮膚測試)。




- 1 將電源轉換器連接到裝置，然後插入電源插座；或在裝置進行充電後，直接無線使用。




- 2 按下開關按鈕  以開啟裝置。



- 3 選擇您做完皮膚測試後所選的設定 (B 部分，步驟 9)。




- 4 將裝置緊壓著皮膚，並保持不動。「閃光準備就緒」指示燈應會亮起白光。



- 5 按下閃光按鈕，在皮膚上發出一次閃光。閃光會治療該區塊的皮膚。裝置會發出輕柔的劈啪聲。閃光會讓您有溫熱感。


每次閃光後，裝置大約要過 3.5 秒後才能再發出閃光。只要「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，就可以發出閃光。




- 6 將裝置移往下一個區塊，靠近但不重疊到前一個區塊。同一個部位務必只能照射一次閃光。
- 7 繼續移動，直到治療完整個部位。療程模式 (見 '兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」') 共有兩種。
- 8 完成療程後，請關閉裝置電源。
- 9 下次療程前，先去除可見的毛髮。

注意：請勿嘗試在難以操作或敏感部位 (足踝和骨骼周圍處) 使用本裝置。


## D 療程後的清潔與存放




- 1 如果已將裝置與電源轉換器一起使用，請將裝置插頭從電源插座拔下。
- 2 先讓裝置冷卻。




- 3 將隨附的清潔布以少許清水沾濕。



- 4 從裝置上取下配件。



- 5 清潔裝置的出光口 (A)。



- 6 清潔配件的所有表面，包括金屬反射鏡和配件的窗口 (B、C、D、E 部分)。
- 7 請讓所有零件徹底乾燥。
- 8 存放在室溫下無灰塵處。

## 進一步了解 Lumea Series 9000

### 充電

第一次使用本裝置前及電池電量耗盡時，請將電池充滿電。電池充電的時間最長 1 小時 40 分鐘。裝置在使用時如果遇到充電指示燈亮橘燈，代表電力即將用盡，這時請為裝置進行充電。

充滿電的電池在燈光強度 5 的情況下可以發出至少 130 次閃光。

### 為裝置充電

- 1 關閉裝置電源。
- 2 將小插頭連接到裝置，再將電源轉換器連接到電源插座。
  - 在充電過程中，充電指示燈會閃白光。
  - 當電池充滿電力後，充電指示燈會持續亮白光。
  - 充電時請勿覆蓋電源轉換器和裝置。

注意：電源轉換器和裝置在充電時有溫熱感。這是正常現象。

注意：本裝置具備電池過熱保護功能，若室溫高於 40 °C，就會停止充電。

- 3 充電完畢時，請將電源轉換器從電源插座拔下，並將小插頭從裝置上拔除。

提示：每次使用後即為裝置充電，以延長電池壽命。

### 配件


為獲得最佳效果，請務必使用正確的身體部位專用配件。Lumea Series 9000 提供多種專為特定身體部位所設計的配件，可進行全身療程。在連接不同配件時，SenseIQ 技術會調整療程。

注意：如果配件接頭上有任何灰塵，裝置可能會無法運作並顯示錯誤。此時，請清潔接點引線。

若要安裝配件，只要將它卡進出光口即可。



若要拆下配件，只要將它從出光口拔出即可。



## 身體配件

身體配件具有最大的治療出光口及內彎設計，可有效覆蓋及去除頸部以下部位的毛髮，尤其是較大的部位，例如腿部、手臂和腰腹。

## 臉部配件



臉部配件具有精準的平面設計，並附額外的內建濾光片，可以安全且精確地去除上唇上方、下巴和鬢角等敏感肌膚的毛髮。本裝置專為清除顴骨以下部位的多餘體毛之用，當您在下顎和下巴等輪廓圓滑的部位使用本裝置時，可能很難完整接觸皮膚並發出閃光。


提示：請試著將舌頭放在上唇和牙齒之間，或鼓起雙頰，這樣比較容易除毛。

## 腋下配件 (BRI957、BRI958)



腋下配件採用特殊的外彎設計，可處理難刮的腋毛。

## 比基尼線配件 (BRI957、BRI958)



比基尼線配件採用專業設計，可有效處理比基尼線的毛髮。它採用外彎設計，而且相較於身體配件，擁有更高的燈光強度。這個部位的毛髮通常比腿毛粗硬。

## 精準配件 (BRI955)



此精準配件採用外彎設計，適用於比基尼線和腋下部位。它採用中型出光口，含透明濾光片。這個配件專門設計用於精準且有效覆蓋比基尼線和腋下部位。

## SmartSkin 感應器

Lumea Series 9000 提供的 SenseIQ 技術適用於個人化脫毛療程。內建的 SmartSkin 感應器會在每次療程開始時以及療程進行期間測量膚色。這提供了兩項功能：

- 1 SmartSkin 感應器可防止您在膚色過深的部位使用本裝置：如果偵測到膚色太黝黑而無法使用 Lumea Series 9000 治療，「閃光準備就緒」指示燈就會開始閃爍橘光。按下閃光按鈕時，不會閃爍。裝置會自動停用。如此可防止您發生皮膚反應。
- 2 SmartSkin 感應器將幫助您選擇合適的燈光強度設定。為此，您可以使用 SmartSkin 按鈕。


## 選擇燈光強度




Lumea Series 9000 提供 5 種不同的燈光強度，您一定能夠找到感覺舒適的燈光強度設定。

- 1 按下開關按鈕以開啟裝置。裝置會從燈光強度設定 1 開始運作。  
注意：如要手動調整燈光強度設定，而不使用 SmartSkin 按鈕，請使用切換按鈕，直到找到所需的設定為止。對應的強度指示燈會亮起白光。
- 2 按壓 SmartSkin 按鈕 ，然後將裝置放在皮膚上。
- 3 裝置掃描過您的皮膚之後，燈光強度指示燈會閃爍白光，以便根據您的膚色指出對您最舒服的強度。
- 4 按下確認按鈕  確認您要使用指示的設定。  
Lumea Series 9000 會自動使用最高指示強度，以閃爍的強度指示燈顯示。Lumea Series 9000 可讓您自由選擇您認為最舒適的燈光強度。皮膚敏感性可能因人而異。因此，皮膚測試是選擇燈光強度設定 (見 'B 療程前 24 小時先進行皮膚測試') 時最重要的指引。
- 5 使用 Lumea Series 9000 絕對不會令人感到不舒服或造成痛楚。如果感到不適，請降低燈光強度設定。您可以使用切換按鈕來執行此操作。  
注意：膚色太黝黑 (棕黑色或膚色較深) 時，裝置會自動停用，防止發生皮膚反應。「閃光準備就緒」指示燈會閃爍橘光，指出膚色是否太黝黑。
- 6 移到其他身體部位或曬膚 (見 '曬膚前後使用 Lumea Series 9000') 後，請進行皮膚測試，以確定最舒適的燈光強度設定。若要重新啟動設定指示功能，請按壓 SmartSkin 按鈕 。  
注意：在開始治療其他身體部位之前或是在膚色改變後，執行皮膚測試。個別確定每個身體部位的燈光強度設定。

## 兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」




- 飛利浦 Lumea Series 9000 有兩種療程模式，方便您在不同的身體部位上使用：
- 「按壓與閃光」模式適合使用於小範圍或彎曲的部位，例如膝蓋和腋下。只要按下並放開閃光按鈕，即可發出一次閃光。



- 「滑動與閃光」模式則方便使用於例如腿部等大範圍區域。一邊按住閃光按鈕一邊將裝置沿著皮膚滑動，即可連續發出多次閃光。

# 各部位的療程時間



此符號表示：插電使用裝置



此符號表示：以無線方式使用裝置

BRI955  
 (1, 2, 5)

BRI957, BRI958  
 (1, 2, 3, 4)

注意：電池電量不足以進行全身療程。我們建議您在治療身體較大部分位 (例如腿部) 時，插電使用本裝置。

## 曬膚前後使用 Lumea Series 9000

### 自然日曬或人造光源曬膚



刻意讓肌膚接觸陽光或人造光源，曬黑膚色，改變皮膚的敏感度和膚色。請注意以下重要事項：

- 每次療程結束後，請等候至少 48 小時後再行曬膚。即使已超過 48 小時，亦請先確認療程部位皮膚沒有因治療而發生任何紅腫現象。
- 治療後 48 小時內若皮膚接觸陽光 (非刻意曬膚)，請在治療部位使用 SPF 50+ 的防曬產品。過了這段時間，可使用 SPF 30+ 的防曬產品，使用兩週時間。
- 曬膚後，至少等候 2 週再使用 Lumea Series 9000 及進行皮膚測試。這是為了確定合適的燈光強度設定 (見 'B 療程前 24 小時先進行皮膚測試')。
- 請勿在曬傷的部位使用 Lumea Series 9000。

注意：間歇性和間接曬太陽不算是曬膚。

### 使用助曬乳霜

如果使用仿曬劑，請等仿曬劑完全褪去後再使用裝置。

## 攜帶裝置旅行

當您攜帶裝置旅行時，請詢問航空公司，確認能否在飛機上攜帶和/或使用本裝置。

## 使用完畢

### 使用後保養

使用後，您可以在療程部位塗抹乳液、乳霜、體香劑、保溼產品或化妝品。



**警示：**如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再在皮膚上塗抹任何產品。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。如果仍然出現皮膚反應，請停止使用本裝置並諮詢醫師。

### 常見的皮膚反應

皮膚可能有輕微紅腫和/或刺痛感或溫熱感。此反應很快就會消失。

刮除毛髮再加上脈衝光療程，可能會讓皮膚變得乾燥發癢。您可以冰敷止癢，或加強保溼。如果皮膚依然乾澀，可以在療程部位塗抹無香料的保溼產品。

## 罕見副作用

- 燙傷、過度發紅 (像是毛囊週圍) 與腫脹：這些反應非常罕見，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果這些不良反應未在 3 天之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 皮膚變色：非常罕見。皮膚變色可能會有一塊區域，膚色比周圍深或淺，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果變色情況未在 2 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在變色區域消失且恢復正常膚色後，再進行療程。
- 皮膚感染非常罕見，但可能在出現小傷口、皮膚灼傷和皮膚刺激後發生。
- 表面灼熱 (區域顏色明顯變深，較常發生於較深的膚色，且不會伴隨皮膚乾燥發生)：此反應非常罕見。如果此反應未在 1 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 水泡 (就像皮膚表面的小氣泡)：非常罕見。如果此反應未在 1 個月之內消失或皮膚遭到感染，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 結疤：灼傷後常出現的第二種反應，癒合需要一個月以上的時間。
- 毛囊炎 (毛囊週圍腫脹並形成膿包)：此反應非常罕見，是細菌穿過受傷皮膚所導致。如果發生此反應，建議您諮詢醫師，因為毛囊炎需用抗生素藥膏治療。
- 疼痛：療程中或療程後感到過度疼痛的可能原因如下：在未刮除毛髮的皮膚上使用裝置；使用的裝置燈光強度太高，不適合您的膚色；在同一個地方閃光超過一次；在未癒合傷口、發炎、感染部位、刺青或曬傷部位上使用裝置。

## 疑難排解

問題	可能原因	解決方法
裝置/電源轉換器在使用時變得溫熱。	使用時，裝置和電源轉換器微微發熱 (但不是燙得無法碰觸) 是正常現象。	請在微涼的環境中使用裝置，且/或在繼續使用之前先讓它冷卻。
	風扇沒有運作。	請檢查配件是否已妥善連接。如有需要，請清潔配件上的接頭。若配件已妥善連接，並可使用裝置發出閃光，請與您所在國家/地區的客戶服務中心、飛利浦經銷商或飛利浦服務中心聯絡。
	風扇的冷風被手或毛巾擋住。	請確定未擋住風扇的冷風。
我將裝置放在皮膚上時，未發出閃光。「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光。	該部位的膚色太過黝黑。	使用 Lumea 處理身體膚色較淺的其他部位。
「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光，5 個強度指示燈也全都在閃爍。	裝置需要重新設定。	若要重新設定裝置，請將插頭從插座上拔除，並等待 30 分鐘讓裝置冷卻。裝置應可再次正常運作。若再次故障，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

問題	可能原因	解決方法
「閃光準備就緒」指示燈未亮起白光。	裝置並未完全接觸到皮膚。	將裝置以 90 度角放置於皮膚上，使內建安全系統觸碰到皮膚。
使用裝置時發出異味。	出光口或 SmartSkin 感應器太髒。  您尚未完全去除療程部位的毛髮。這些毛髮可能會燃燒，並產生異味。	請仔細清潔出光口和 SmartSkin 感應器。  使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
裝置未發出閃光，風扇未開啟電源，且 5 個強度指示燈都在閃爍。	配件未正確連接。	請確定已妥善連接配件。如有需要，請清潔配件上的電子接點。
進行療程時，皮膚感覺比平常敏感。使用裝置時感到不適。	您使用的燈光強度設定太高。  您尚未去除療程部位的毛髮。	請檢查一下，確認是否選擇了舒適的燈光強度設定。必要時，請調低設定。  使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
	出光口的紫外線濾光片損壞。	一旦紫外線濾光片破損，請勿繼續使用本裝置。請與您所在國家/地區的客戶服務中心、飛利浦經銷商或飛利浦服務中心聯絡。
	您在不適用的部位使用本裝置。	請勿在下列部位使用本裝置：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位、疣、刺青或永久化妝部位、眼睛周圍、眉毛及附近位置、嘴唇、乳頭、乳暈、小陰脣、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。男性使用者，請勿將產品用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍鬚的部位，亦不得用於整個生殖器官部位。  未諮詢醫師，請勿在下列部位使用本裝置：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位。  切勿在疣、刺青或永久化妝部位使用本裝置。  切勿在刺痛（紅腫或割傷）、曬傷、最近曾日曬或人工日曬的皮膚上使用本裝置。  如果療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純皰疹（唇皰疹）、創傷或病變和血腫（瘀青）者，切勿使用本裝置。
配件中沒有濾光片。	這是正常現象。	無須採取任何動作：身體和腋下配件中沒有濾光片。只有臉部、細緻部位和比基尼線配件中有專業濾光片。
療程結束後的皮膚反應比平常久。	您使用的燈光強度設定太高。	下次請選擇較低的燈光強度。
我的眼睛覺得閃光太亮。我需要戴護目鏡嗎？	不需要，飛利浦 Lumea 不會傷眼。	裝置產生的散射光線對眼睛無害，使用裝置時請勿注視閃光。因此使用時不需要戴護目鏡。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。請確保與皮膚妥善接觸，以避免散射光線。

問題	可能原因	解決方法
對於療程結果不滿意。	您使用的燈光強度設定太低。	下次請選用較高設定。
	您並未在之前治療過的部位周圍再照一次閃光。	您必須在前一個區塊附近 (但不重疊) 發射閃光。
	此裝置對您的體毛顏色沒有效果。	若您的毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色，此療程不會有明顯效果。
	使用裝置的頻率不足。	要成功移除所有毛髮，建議您遵循建議的治療時程。您可縮短治療間隔時間，但不應超過每兩週治療一次。
	您對 IPL 治療的反應可能較慢。	持續使用裝置至少 6 個月，因為這段期間內毛髮重新生長仍會減少。

## 保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，或參閱全球保固說明書。

## 回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。
- 本產品包含內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄物有助避免對環境和人類健康的負面影響。

請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。飛利浦 Lumea 產品含回收材質，且不得放置於都市廢棄物流中。如需回收選項，請參閱飛利浦 Lumea 支援網站。請勿棄置在火中。

## 技術規格

攜帶與存放條件	在以下環境範圍中攜帶或存放 Lumea Series 9000 後，仍可在其規格範圍內正常使用： -25 ° C 到 +70 ° C，最高 90 % RH，-無凝結，700 hPa 到 1060 hPa
運作溫度條件	在下列操作環境條件下，Lumea Series 9000 在正常使用時符合其規格： +5 ° C 到 +35 ° C，最高 90 % RH，無凝結，700 hPa 到 1060 hPa
發射波長	565 至 1400 nm
回光率	1 - 2.5 ms，適用於所有設定
閃光時距	1 - 3.5 s 之間，視電池/連接的電源使用而定
光學曝光	身體配件：2.5 — 5.6 J/cm <sup>2</sup> 腋下配件：2.5 — 6.5 J/cm <sup>2</sup> 精準/比基尼線配件：2.5 — 6.5 J/cm <sup>2</sup> 臉部配件：2.4 — 5.9 J/cm <sup>2</sup>

電源轉換器輸入	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
電源轉換器輸出	19.5 V  3.33 A 65.0 W
平均活動功率	≥88.0 %
低負載功率 (10 %)	≥79.0 %
無負載功率的耗電量	<0,21 W

## 電磁相容性 - 法規資訊

本裝置符合所有電磁波曝露的相關適用標準和法規。

## 符號說明

警示訊號和符號非常重要，可確保您安全正確地使用本產品，並保護您和他人不受傷害。下列是標籤上和使用手冊中的警示訊號和符號的意義。



此符號可識別產品的製造商：Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten. The Netherlands



此符號表示使用裝置前需詳閱使用手冊。請保留使用手冊以供日後參考。



此符號表示使用者需要查閱重要安全資訊的說明，例如因種種原因而無法顯示在裝置上的注意事項。



此符號表示使用者需要查閱重要安全資訊的說明，例如因種種原因而無法顯示在裝置上的禁忌和警示。



用於識別製造商的序號。



用於識別製造商的型號。



此符號用於識別符合 II 類設備安全要求的設備。



此符號表示設備僅適用於直流電。



此符號表示本裝置不應在眼睛周圍和眉毛附近使用。



此符號表示：請勿在浴缸、淋浴間或裝滿水的水槽中使用此裝置。



此符號表示變壓器專門設計用於防護短路。



此符號表示變壓器可視為開關模式電源供應器 (SMPS)。

---



此符號表示裝置專門設計用於室內。

---

*ta*

此符號表示在正常使用條件下，變壓器可持續運作的最高溫度

---



此回收符號用於識別物品的製造材料，以便進行回收或其他再處理程序。此符號可包含數字和/或縮寫。

---



此符號表示將電氣設備連接到電源時，需要特定的個別電源供應裝置。

---



此符號表示產品中使用的 RoHS 物質超過最大濃度限值。

---

رمز لتحديد المعدات التي تلبى متطلبات السلامة المحددة لمعدات الفئة الثانية.



يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز مناسب للتيار المباشر فقط.



يشير الرمز إلى أنه يجب عدم استخدام الجهاز حول العينين وبالقرب من الحواجب.



يعني هذا الرمز: لا تستخدمى هذا الجهاز في حوض الاستحمام أو تحت الدش أو بالخزان المملوء بالماء.



هذا الرمز يعني أن المحول مصمم ليكون مضاد لحدوث قصر الدائرة.



هذا الرمز يعني أن المحول يعتبر وحدة التزويد بالطاقة المتغير (SMPS).



هذا الرمز يعني أن الجهاز مصمم للاستخدام الداخلي.



يشير هذا الرمز إلى درجة الحرارة القصوى التي يمكن عندها تشغيل المحول بشكل مستمر في ظل ظروف الاستخدام العادية



رمز لإعادة التدوير لتحديد المادة التي يتم صنع سلعة منها، لتسهيل إعادة التدوير أو إعادة المعالجة الأخرى. قد يتضمن الرمز رقمًا و/أو اختصارًا.



يشير هذا الرمز إلى أن وحدة إمداد منفصلة محددة مطلوبة لتوصيل المعدات الكهربائية بالتيار الكهربائي.



يشير هذا الرمز إلى أن مواد خطرة أعلى من الحد الأقصى للتركيز تستخدم في هذا المنتج.



الأطوال الموجية المنبعثة	565 إلى 1400 نانو متر
مدة النبض	1 - 2.5 ms, لجميع الإعدادات
فترة الوميض	بين 1 - 3.5 ثانية حسب استخدام البطارية/توصيل التيار الكهربائي
التعرض البصري	ملحق الجسم: 2.5 - 5.6 J/cm <sup>2</sup> ملحق تحت الإبطن: 2.5 - 6.5 J/cm <sup>2</sup> ملحق المناطق الدقيقة/البكيني: 2.5 - 6.5 J/cm <sup>2</sup> ملحق الوجه: 2.4 - 5.9 J/cm <sup>2</sup>
إدخال المهائئ	100 إلى 240 فولت ~ 50/60 هرتز 1.5 أمبير
إخراج المهائئ	19.5 فولت  3.33 أمبير 65.0 واط
متوسط الدقة النشط	≤ 88.0%
الكفاءة عند التحميل المنخفض (10%)	≤ 79.0%
استهلاك الطاقة عند عدم وجود حمل > 0,21 واط	

## التوافق الكهرومغناطيسي - معلومات الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

### تفسير الرموز

العلامات والإشارات التحذيرية هما من الأمور الضرورية لضمان استخدامك لهذا المنتج بصورة آمنة وصحيحة ولحمايتك أنت والآخرين من الإصابة. ستجد بالأسفل معاني العلامات والإشارات التحذيرية على الملصق وفي دليل المستخدم.

يحدد هذا الرمز الشركة المصنعة للمنتج: Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten The Netherlands



هذا الرمز يعني أنه يجب عليك قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز. احفظي دليل المستخدم للرجوع إليه مستقبلاً.



يعني هذا الرمز أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى إرشادات الاستخدام للحصول على معلومات الأمان المهمة مثل التنبيهات التي لا يمكن، لعدة أسباب، تقديمها على الجهاز نفسه.



يعني هذا الرمز أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى تعليمات الاستخدام للحصول على معلومات الأمان المهمة مثل موانع الاستعمال والتحذيرات التي لا يمكن، لعدة أسباب، تقديمها على الجهاز نفسه.



لتحديد الرقم التسلسلي للشركة المصنعة.



لتحديد رقم دليل الشركة المصنعة.



المشكلة	السبب المحتمل	الحل
نتائج المعالجة غير مرضية.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء منخفض جداً بالنسبة لك.	حددي إعداد أعلى في المرة القادمة.
	لم تقومي بجعل الجهاز يومض في منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت بمعالجتها من قبل.	يجب عليك إطلاق الومضات بالقرب من المنطقة السابقة، ولكن لا تتداخل معها.
	الجهاز غير فعال على لون شعر الجسم الخاص بك.	إذا كان شعرك أشقر فاتحاً، أو رمادياً، أو أحمر، أو أبيض، فلن تكون المعالجة فعالة.
	لم تستخدمي الجهاز بالقدر الموصى به.	إزالة جميع الشعر بنجاح، ننصحك باتباع الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل الوقت بين المعالجات، ولكن لا تقومي بالمعالجة أكثر من مرة واحدة كل أسبوعين.
	أنت تستجيبين ببطء لمعالجة تقنية (IPL).	استمري في استخدام الجهاز لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث قد يستمر نمو الشعر في الانخفاض على مدى هذه الفترة.

## الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

## إعادة التدوير

- لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.
- هذا المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية العادية. يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بطريقة احترافية.
- اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنية بتجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان.
- يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بطريقة احترافية. منتجات فيليبس لوميا تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير ويجب عدم وضعها في سبيل مخلفات البلدية. يرجى مراجعة موقع دعم فيليبس لوميا لخيارات إعادة التدوير. لا تعرضيه للنار.

## المواصفات الفنية

ظروف النقل والتخزين	تظل Lumea Series 9000 قيد التشغيل في الاستخدام العادي ضمن مواصفاتها بعد النقل أو التخزين في النطاق البيئي التالي: -25 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية حتى 90 % RH، غير-مكثف، 700 hPa إلى 1060 hPa
ظروف درجة حرارة التشغيل	يتوافق Lumea Series 9000 مع مواصفاته عند تشغيله في الاستخدام العادي في ظل ظروف التشغيل البيئية التالية: +5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية حتى 90 % RH، غير مكثف، 700 hPa إلى 1060 hPa

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تكون البشرة حساسة أكثر من المعتاد أثناء العلاج. أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	إعداد كثافة الضوء المستخدم عالي جداً.	تحقق مما إذا كنت قد اخترت إعداداً مناسباً لشدة الضوء. إذا لزم الأمر، حدد الإعداد الأقل.
	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء معطلاً.	إذا تعطل مرشح الأشعة فوق البنفسجية، فلا تستخدم الجهاز بعد الآن. اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.	
لقد قمتي بمعالجة منطقة لم يختص الجهاز بمعالجتها.	لا تستخدم الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على الشامات، والنمش، والأوردة الكبيرة، والمناطق الداكنة المصطبغة، والندوب، وحالات التشنج الجلدية، والبثور أو الوشم أو الماكياج الدائم، وحول العينين وعلى الحاجبين أو بالقرب منهما، وعلى الشفاه، والحلمات، والهلالات، والشفرين الصغيرين، والمهبل، وفتحة الشرج، وداخل فتحتي الأنف والأذنين. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقيقة بما في ذلك كل مناطق نمو اللحية، أو منطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.	
	لا تستخدم الجهاز أبداً على الشامات والنمش والأوردة الكبيرة والمناطق ذات الصبغة الداكنة والندوب والتشوهات الجلدية دون استشارة الطبيب.	
	لا تستخدم الجهاز أبداً على البثور أو الوشم أو الماكياج الدائم.	
	لا تستخدم أبداً الجهاز على الجلد المتهيج (الأحمر أو المجروح) أو المصاب بحروق الشمس أو البشرة المكتسبة للاسمرار مؤخراً أو المزيفة.	
	لا تستخدم الجهاز أبداً إذا كنت تعاني من التهابات، أو إكزيما، أو حروق، أو التهاب بصيلات الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو سحجات، أو الهربس البسيط (قروح البرد)، أو جروح أو آفات، وأورام دموية (كدمات) في المناطق المراد علاجها.	
لا يوجد مرشح زجاجي في الملحق.	هذا أمر طبيعي.	لا يلزم اتخاذ أي إجراء: لا يوجد فلتر في الجسم وتحت الابط. يحتوي ملحق البيكيني والمناطق الدقيقة والوجه فقط على فلتر متخصص.
التفاعلات الجلدية تدوم فترة أطول من الطبيعي بعد المعالجة.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالي جداً بالنسبة لك.	حددي درجة أقل من الشدة المرة المقبلة.
الوميض براق جداً على عيني. هل أحتاج إلى ارتداء نظارات وقائية؟	لا، فيليبس لوميا لا يؤذي العينين.	إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين. احرص على ملامسة الجهاز للبشرة بشكل جيد لتجنب تناثر الضوء.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يصبح الجهاز/المهائى دافئاً أثناء الاستخدام.	إنه أمر طبيعي أن يدفأ الجهاز والمهائى أثناء الاستخدام (لكن لا ترتفع درجة الحرارة جداً بحيث لا يمكن لمسهما).	استخدمى الجهاز في بيئة باردة قليلاً و/أو دعيه يبرد قبل مواصلة الاستخدام.
المروحة لا تعمل.	تحققى مما إذا كان الملحق موصولاً بشكل جيد أم لا. ونظفي الموصلات على الملحق إذا لزم الأمر. إذا كان الملحق موصولاً جيداً ويمكن إخراج الوميض بالجهاز، فاتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك، أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.	تأكدى من عدم انسداد تدفق هواء التبريد بالمروحة.
عندما أضع الجهاز على البشرة، لا يصدر أي وميض. ويومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي.	درجة لون البشرة في المنطقة المراد معالجتها داكنة للغاية.	قومي بمعالجة مناطق أخرى من الجسم ذات درجة لون أفتح باستخدام لوميا.
يوميض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي وتومض جميع مصابيح الكثافة الخمسة أيضاً.	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	إعادة ضبط الجهاز، أخرجي القابس من المقبس، وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الجهاز. يجب أن يعمل الجهاز بطريقة طبيعية مجدداً. في حالة عدم عمل الآلة مرة أخرى، اتصل بمركز رعاية المستهلك في دولتك.
مصباح "الاستعداد للوميض" لا يضيء باللون الأبيض.	الجهاز لا يلامس بشرتك بشكل كامل.	ضعي الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملامساً لبشرتك.
يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.	نافذة خروج الضوء أو مستشعر SmartSkin متسخان.	نظفي نافذة خروج الضوء ومستشعر SmartSkin بعناية.
الجهاز لا يومض ولم يتم تشغيل المروحة وتومض جميع مصابيح الكثافة الخمسة.	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها بشكل صحيح. قد يحترق الشعر وقد يسبب هذه الرائحة.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
	لم يتم تركيب الملحق بشكل صحيح.	تأكدى من تركيب الملحق بشكل كامل. إذا لزم الأمر، قومي بتنظيف مناطق التلامس الإلكترونية على الملحق.

قد تتعرضي لجفاف البشرة أو الحكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس ثلج أو قطعة قماش ناعمة رطبة. إذا استمر الجفاف، يمكنك استخدام مرطب للبشرة خالٍ من العطر على المنطقة التي تمت معالجتها.

## الآثار الجانبية النادرة

- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيالات الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم تختف هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جداً. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعة داكنة (فرط التصبغ) أو بقعة فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختف هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغيير وتستعيد بشرتك لونها الطبيعي.
- تعتبر عدوى الجلد نادرة للغاية ولكنها خطيرة محتملة بعد الإصابة بجرح (دقيق) أو حروق بالبشرة أو تهيج البشرة أو خلافه.
- التسخين البشري (منطقة بنية محددة الحواف بدقة تحدث غالباً مع درجات لون البشرة الداكنة وتكون غير مصحوبة بجفاف البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. وإذا لم يختف هذا التفاعل في غضون أسبوع واحد، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. إذا لم يختف هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانوي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيالات الشعر مصحوب بتكوّن بثور): هذا التفاعل نادراً ما يحدث وينجم عن بكتيريا تنفذ إلى البشرة التالفة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي.
- الم: يمكن أن يحدث هذا أثناء المعالجة أو بعدها في حالة استخدام الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر وفي حالة استخدام الجهاز بكثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك، وفي حالة توجيه الوميض إلى المنطقة نفسها أكثر من مرة واحدة، وفي حالة استخدام الجهاز على جروح مفتوحة أو التهابات أو عدوى أو وشم أو حروق أو خلافه.

ملاحظة: سعة البطارية غير كافية لمعالجة الجسم بالكامل. نوصيك باستخدام الجهاز سلكيًا أثناء علاج مناطق الجسم الكبيرة مثل الساقين.


## استخدام جهاز Lumea Series 9000 قبل الاسمرار وبعده

### الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي

إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي بهدف الحصول على اسمرار البشرة يؤثر على حساسية ولون بشرتك. لذا يجب القيام بما يلي:

- بعد كل معالجة، يجب الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل قبل الاسمرار. حتى بعد مرور 48 ساعة، يجب التأكد من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي احمرار نتيجة للمعالجة.
- إذا تعرضت بشرتك لأشعة الشمس (دون اسمرار عمداً) في غضون 48 ساعة بعد المعالجة، فاستخدمي كريمًا واقياً من الشمس بعامل حماية من الشمس +50 على المناطق المعالجة. بعد هذه المدة، يمكنك استخدام كريمًا ضد الشمس SPF 30+ لمدة أسبوعين.
- بعد الاسمرار، انتظري أسبوعين على الأقل قبل استخدام Lumea Series 9000 وقومي بإجراء اختبار للبشرة. وهذا لتحديد إعداد شدة الضوء (انظر 'ب) اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم') المناسب.
- لا تستخدم Lumea Series 9000 على مناطق الجسم المصابة بحروق الشمس.

ملاحظة: إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر لأشعة الشمس لا يتم اعتباره بمثابة الاسمرار.



### الاسمرار باستخدام الكريما

إذا كنت قد استخدمت غسول اصطناعي للاسمرار، فانتظري حتى يختفي الاسمرار الاصطناعي بالكامل قبل استخدام الجهاز.

### السفر بالجهاز

عند السفر بالجهاز، تحقق من حاملة الطائرات للتأكد من أنه يمكن حمل الجهاز و/أو استخدامه على متن الطائرة.

### بعد الاستخدام

#### الرعاية بعد المعالجة

بعد الاستخدام، يمكنك وضع المستحضرات أو الكريما أو مزيل العرق أو المرطب أو مستحضرات التجميل على المناطق المعالجة.




تحذير: إذا كنت تعاني من تهيج الجلد أو احمرار الجلد بعد المعالجة، فانتظري حتى تختفي قبل وضع أي منتج على بشرتك. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام منتج على البشرة، فأشطفيه بالماء. إذا استمر ظهور التفاعلات الجلدية، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك.

#### تفاعلات البشرة الشائعة

قد تظهر بشرتك احمرارًا بسيطًا و/أو تحدرًا، إحساسًا بالوخز أو السخونة. هذا التفاعل يختفي بسرعة.

## وقت المعالجة لكل منطقة



يعني هذا الرمز: استخدام الجهاز بسلك



يعني هذا الرمز: استخدام الجهاز بلا سلك

BRI955  
①, ②, ⑤

BRI957, BRI958  
①, ②, ③, ④



- ملاحظة: لضبط إعداد شدة الضوء يدويًا دون استخدام الزر SmartSkin، استخدم زر التبديل حتى تصل إلى الإعداد المطلوب. يضيء المصباح المقابل لمستوى كثافة الضوء باللون الأبيض.
- 2 اضغطي على الزر SmartSkin (Ⓢ) وضعي الجهاز على بشرتك.
  - 3 بعد أن يقوم الجهاز بفحص بشرتك، تومض مؤشرات شدة الضوء باللون الأبيض للإشارة إلى الشدة الأكثر راحة لك بناءً على لون بشرتك.
  - 4 اضغطي على زر التأكيد (✓) لتأكيد رغبتك في استخدام الإعداد المشار إليه.
- يستخدم Lumea Series 9000 تلقائيًا أعلى درجة من الشدة مُشار إليها، والتي يظهرها مؤشر الشدة الواضح. يمكنك Lumea Series 9000 حرية اختيار شدة الضوء التي تجديها أكثر راحة. حساسية الجلد يمكن أن تختلف للشخص الواحد. لذلك، فإن اختبار البشرة هو أهم دليل لاختبار إعداد شدة الضوء (انظر 'ب) اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم').
- 5 يجب ألا يكون استخدام Lumea Series 9000 مؤلمًا على الإطلاق. إذا شعرت بعدم الراحة، فقمي بخفض إعداد كثافة الضوء. يمكنك القيام بذلك باستخدام أزرار التبديل.
- ملاحظة: يتم تعطيل الجهاز تلقائيًا عندما يكون لون بشرتك داكنًا جدًا (سوداء مائلة للبني أو داكنة أكثر)، لمنحك من تطوير التفاعلات الجلدية. يومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي للإشارة إلى ما إذا كانت لون البشرة داكنًا للغاية.
- 6 بعد الانتقال إلى منطقة أخرى من الجسم أو بعد اكتساب السمرة مؤخرًا (انظر استخدام جهاز Lumea Series 9000 قبل الاسمرار وبعده)، قومي بإجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد شدة الضوء المناسب. لإعادة تنشيط ميزة مؤشر الإعداد، اضغطي على الزر SmartSkin (Ⓢ).
- ملاحظة: قومي بإجراء اختبار البشرة قبل البدء في علاج منطقة أخرى من الجسم أو بعد تغيير لون البشرة. حدي إعداد شدة الضوء لكل منطقة من مناطق الجسم على حدة.


## نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

تشتمل Lumea Series 9000 من Philips على نمطين للعلاج من أجل استخدام أكثر ملاءمة في مناطق الجسم المختلفة:

- نمط الضغط والوميض، وهو مثالي لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين والإبطيين. فقط اضغطي على زر الوميض ثم قومي بتحريكه لإصدار ومضة واحدة.



- يوفر نمط التمرير والوميض الاستخدام الملائم على المساحات الكبرى مثل الأرجل. واصلِي الضغط على زر الوميض أثناء تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الومضات المتتالية.



## ملحق البيكيني (BRI958، BRI957)

يتميز ملحق منطقة البيكيني بتصميم متخصص لعلاج فعال لمنطقة البيكيني. يتميز بتصميم منحني وله شدة ضوء أعلى مقارنةً بملحق الجسم. يميل الشعر في هذه المنطقة إلى أن يكون أكثر سمكاً وأقوى من شعر الساق.



## ملحق الدقة (BRI955)

يحتوي الملحق الدقيق على تصميم منحني للخارج للاستخدام على مناطق البيكيني وتحت الإبطن. يتضمن نافذة متوسطة الحجم بفلتر شفاف، إنه مصمم لتغطية دقيقة وفعالة لمنطقة البيكيني وتحت الإبطن.



## مستشعر SmartSkin

تقدم Lumea Series 9000 تقنية SenseIQ للعلاج المخصص لإزالة الشعر. يقيس مستشعر SmartSkin المدمج لون البشرة في بداية كل جلسة وأثناء الجلسة. يوفر هذا ميزتين:


- 1 يمنعك مستشعر SmartSkin من معالجة مناطق بشرتك بشديدة السواد: إذا اكتشف لون بشرة داكن جداً للعلاج باستخدام Lumea Series 9000، يبدأ المصباح "جاهز للوميض" بالوميض باللون البرتقالي. لا تومض عند الضغط على زر الوميض. يتم تعطيل الجهاز تلقائياً. هذا يمنعك من تطوير التفاعلات الجلدية لديك.
- 2 سيساعدك مستشعر SmartSkin على تحديد إعداد شدة الضوء الذي يناسب بشرتك. لهذا يمكنك استخدام الزر SmartSkin.

## اختيار كثافة الضوء


يوفر Lumea Series 9000 خمسة مستويات مختلفة من شدة الضوء، وستتمكن دائماً من التغيير إلى إعداد شدة الضوء الذي تجديه مريحاً.

- 1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز. يبدأ تشغيل الجهاز بإعداد كثافة الضوء 1.

لتركيب ملحق، فقط قومي بتثبيتته على نافذة خروج الضوء.



لفك ملحق، فقط قومي بسحبه بعيداً عن نافذة خروج الضوء.



## ملحق الجسم

يحتوي ملحق الجسم على أكبر نافذة معالجة وتصميم منحني إلى الداخل لتغطية المناطق الواقعة أسفل خط العنق وعلاجها بشكل فعال، وخاصة المناطق الكبيرة مثل الساقين والذراعين والمعدة.

## ملحق الوجه


يحتوي ملحق الوجه على تصميم مسطح دقيق مع فلتر مدمج إضافي لعلاج آمن ودقيق للبشرة الحساسة فوق الشفة العليا والذقن والسوالف. الجهاز مخصص فقط لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الخد. عند استخدام الجهاز في مناطق ذات منحنيات حادة مثل الفك والذقن، قد يكون من الصعب تحقيق الملامسة الكاملة للجلد وإطلاق وميض.

نصيحة: ضعي لسانك بين شفتك العليا وأسنانك أو انفخي الخدين لتسهيل المعالجة.

## ملحق تحت الإبط (BRI957، BRI958)

يتميز الملحق الخاص بمنطقة تحت الإبط بتصميم منحني إلى الخارج خصيصاً لمعالجة شعر الإبط الذي يصعب الوصول إليه.





- 6 نظفي جميع أسطح الملحق، بما في ذلك العاكس المعدني ونافذة الملحق (الأجزاء ب، ج، د، هـ).  
 7 دعي جميع الأجزاء تجف تماماً.  
 8 قومي بتخزينها في مكان خالي من الغبار في درجة حرارة الغرفة.

## معلومات حول Lumea Series 9000

### الشحن

اشحني البطاريات بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة وعندما تكون فارغة. يستغرق شحن البطاريات ما يصل إلى ساعة و 40 دقيقة. قومي بشحن الجهاز عندما يضيء مصباح الشحن باللون البرتقالي أثناء الاستخدام للإشارة إلى أن البطارية منخفضة وستنفد قريباً.  
 توفر البطاريات المشحونة بالكامل 130 ومضة على الأقل بكثافة الضوء 5.

### شحن الجهاز

- 1 قومي بإيقاف تشغيل الجهاز.
- 2 أدخل القابيس الصغير في الجهاز والمهايئ في منفذ الطاقة.
  - أثناء الشحن، يومض مصباح الشحن باللون الأبيض.
  - عندما يتم شحن البطاريات بالكامل، يومض مصباح الشحن باللون الأبيض باستمرار.
  - لا تقومي أبداً بتغطية المهايئ والجهاز أثناء الشحن.

ملاحظة: يمكن أن يسخن المهايئ والجهاز أثناء الشحن. هذا أمر طبيعي.


ملاحظة: هذا الجهاز مزود بحماية من ارتفاع درجة حرارة البطارية ولا يتم شحنه إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.

- 3 بعد الشحن، قومي بإزالة المهايئ من منفذ الطاقة واسحبي القابيس الصغير من الجهاز.  
 نصيحة: اشحني الجهاز بعد كل استخدام للحفاظ على عمر البطارية.

### الملحقات

للحصول على أفضل النتائج، من المهم استخدام الملحق الصحيح المخصص لمنطقة الجسم المحددة التي تريد علاجها. يقدم Lumea Series 9000-علاجاً لكامل الجسم مع عديد من الملحقات المصممة للاستخدام في مناطق معينة من الجسم. تعمل تقنية SenseIQ على تهيئة برنامج العلاج عند توصيل ملحق مختلف.


ملاحظة: قد لا يعمل الجهاز بعد الآن ويظهر خطأ عند وجود أسلاك على موصل الملحق. احرصي على تنظيف أسلاك التلامس عند حدوث هذا.



- 6 انقلي الجهاز إلى المنطقة التالية، بالقرب من المنطقة السابقة ولكن دون تداخل. تأكدي من أنك توجهي الوميض على نفس المنطقة مرة واحدة فقط.
  - 7 استمري حتى تنتهي من معالجة المنطقة بالكامل. يوجد نمطان للعلاج (انظر 'نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض').
  - 8 أغلقي الجهاز عند الانتهاء من العلاج.
  - 9 قومي بإزالة الشعر قبل كل معالجة تالية، طالما أن الشعر لا يزال ظاهراً.
- ملاحظة: لا تجربي الجهاز على المناطق الصعبة أو الحساسة (منطقة الكاحل والعظام).

## (د) التنظيف والتخزين بعد المعالجة


- 1 افصلي الجهاز من منفذ الطاقة إذا كنتِ قد استخدمته بمهايئ الطاقة.
- 2 دعي الجهاز يبرد.




- 3 بللي قطعة القماش الناعمة المزودة ببضع قطرات من الماء.




- 4 انزعي الملحق من الجهاز.




- 5 قومي بتنظيف نافذة خروج الضوء الخاصة بالجهاز (أ).




1 قومي بتوصيل مهائير الطاقة بالجهاز وتوصيله بمنفذ الطاقة أو اشحنى الجهاز واستخدميه لاسلكيًا.




2 اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) لتشغيل الجهاز.



3 اختاري الإعداد الذي حددته بعد اختبار الجلد (القسم ب)، الخطوة (و).




4 اضغطي على الجهاز بإحكام على جلدك واحتفظي به في مكانه. يجب أن يضيء المصباح "جاهز للوميض" باللون الأبيض.



5 اضغطي على زر الوميض لإطلاق وميض على جلدك. يعالج الوميض الجلد في تلك المنطقة. يُصدر الجهاز صوت فرقعة ضعيف. يمكنك الوميض احساسًا بالدفء.


بعد كل وميض، يستغرق الجهاز 3.5 ثوانٍ قبل أن يصبح مستعدًا للوميض مرة أخرى. يمكنك إطلاق وميض عندما يضيء مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض.



• ستري وميض من المصباح •

ملاحظة: يمكنك التبديل بين إعدادات شدة الضوء بالضغط على زر التبديل.


- انتقلي إلى المنطقة التالية. قومي بمعالجة منطقة واحدة باستخدام الإعداد ②



- انتقلي إلى المنطقة التالية. قومي بمعالجة منطقة واحدة باستخدام الإعداد ③

- انتقلي إلى المنطقة التالية. قومي بمعالجة منطقة واحدة باستخدام الإعداد ④

- انتقلي إلى المنطقة التالية. عالجي منطقة واحدة بالإعداد ⑤



8 انتظري 24 ساعة.



24 hrs

9 افحص بشرتك. أعلى إعداد الذي ...

- لا تزال تشعر بالراحة و


- لم يظهر تفاعل جلدي (مثل الاحمرار، التهيج، الطفح الجلدي)

... هو الإعداد لبدء المعالجة باستخدام.



## (ج) المعالجة


تعليمات هامة: قومي بالانتهاء من القسم (أ) (إزالة الشعر وتنظيف بشرتك) و(ب) (اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم).



3 اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) لتشغيل الجهاز.



4 اختر منطقة لاختبار بشرتك.




5 اضغطي على الجهاز بإحكام على جلدك واحتفظي به في مكانه.

يمنع نظام السلامة المتكامل الوميض غير المقصود دون ملامسة الجلد بالكامل.



6 تأكد من أن مصباح "الاستعداد للوميض" يضيء باللون الأبيض للتأكد من ملامسة جلدك تمامًا.

- إذا كان مصباح "الاستعداد للوميض" يضيء باللون البرتقالي، فإن بشرتك داكنة جداً بحيث لا يمكن معالجتها. جربي Lumea Series 9000 على منطقة صغيرة من الجسم.



7 جربي كل إعداد على بشرتك إذا كان ذلك مريحاً:

- عندما يكون المصباح "جاهز للوميض" باللون الأبيض، اضغطي على زر الوميض على المقبض مرة واحدة، لمعالجة جزء واحد بالإعداد ①

يُصدر الجهاز صوت فرقعة ضعيف. يمنحك الوميض احساساً بالدفء.


## أثناء مرحلة عمل اللمسات الأخيرة

- تابعي المعالجة بعمل لمسات أخيرة على نحو متكرر (كل 4 أسابيع) للحفاظ على النتائج.


## طريقة استخدام Lumea Series 9000

### (أ) إزالة الشعر وتنظيف بشرتك

- 1 قومي بإزالة الشعر قبل كل معالجة طالما الشعر لا يزال ظاهراً. يمكنك إما الحلاقة أو نزع الشعر أو استخدام الشمع. تأكدي من بدء العلاج قبل ظهور الشعر الجديد على بشرتك. إننا اخترتي إزالة الشعر بالشمع، فانتظري 24 ساعة قبل استخدام Lumea Series 9000.




- 2 تنظيف بشرتك وتجفيفها. تأكدي من خلوها من أي غسول أو جل.



### (ب) اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم

- 1 اختبري بشرتك لمعرفة الإعداد الصحيح للضوء:

- لكل منطقة جديدة في الجسم.
- بعد الاستمرار الأخير.



- 2 اختاري الملحق الصحيح لاختبار بشرتك (انظر 'الملحقات').



## جدول المعالجة الموصى بها

### المرحلة المبدئية

لتحقيق التقليل الفعال لنمو الشعر، اتبعي جدول المعالجة المبدئية.

#### جدول المعالجة المبدئية



في أول 4 علاجات، استخدمي Lumea Series 9000 مرة كل أسبوعين للتأكد من معالجة كل الشعر.

- عالجي نفسك في غضون ثلاثة أيام قبل أو بعد تاريخ المعالجة المقرر.
- إذا لم تعالجي نفسك في غضون ثلاثة أيام قبل أو بعد تاريخ المعالجة المقرر، فأعيدي تشغيل المرحلة المبدئية. ضع خطة تتضمن أربع معالجات، معالجة واحدة كل أسبوعين.

ملاحظة: إذا لم تقومي بإعادة تشغيل المرحلة المبدئية، فقد لا تلاحظي انخفاضًا فعليًا في نمو الشعر.

ملاحظة: لن يساعد استبدال أحد علاجات نبضات الضوء المكثف بطريقة أخرى لإزالة الشعر (الشمع، إزالة الشعر، إلخ) في الوصول إلى الحد المطلوب من الشعر.

إذا كنتِ ترغبين في إزالة الشعر بين علاجات Lumea Series 9000، يمكنكِ استخدام طريقة إزالة الشعر العادية (باستثناء كريمات إزالة الشعر).

### مرحلة اللمسات الأخيرة

بعد المرحلة المبدئية (أربع معالجات)، نوصي بعمل لمسات أخيرة كل أربعة أسابيع.

#### جدول المعالجات لعمل اللمسات الأخيرة



عالجي نفسك كل أربعة أسابيع. كرري هذا 8 مرات لتحقيق التقليل الفعال لنمو الشعر. يكون ذلك للمحافظة على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر.

- ننصحك بمعالجة نفسك في غضون أربعة أيام قبل أو بعد تاريخ المعالجة المخطط له.
- قد تختلف النتائج بناءً على عملية إعادة نمو الشعر الخاص بك وأيضًا في مناطق الجسم المختلفة.
- إذا كنت قد أكملت مرحلة عمل اللمسات الأخيرة ورأيت الحاجة إلى مواصلة المعالجة (يبدأ الشعر في العودة مرة أخرى)، فإننا نوصيك بإعادة تشغيل المرحلة المبدئية.

نصيحة: حدد جدول المعالجات في التقويم الخاص بك لتذكركِ نفسك بالمعالجات المخطط لها.

ملاحظة: إن استخدام الجهاز كثيرًا لا يعمل على تحسين الفعالية.

## ماذا تتوقع



### بعد المرحلة المبدئية

- بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسابيع الأولى بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.
- بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهدي انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقًا لجدول المعالجة الموصى به.
- بعد 4 علاجات، من المفترض أن تلاحظي انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر في المناطق التي عالجتِها باستخدام Lumea Series 9000. كما يجب أن يكون انخفاض كثافة الشعر مرئيًا أيضًا.


- قم دائماً بفصل المنتج عندما يتم شحنه بالكامل.
- لا تعرضي الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو لدرجات حرارة عالية (بالقرب من المواقد الساخنة أو في أفران الميكروويف أو في المواقد الحثية). فقد تنفجر البطاريات في حالة ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة تلف البطارية أو تسريبها، تجنبي ملامستها للجلد أو العينين. في حالة حدوث ذلك، اشطفيه جيداً بالماء على الفور واطلبي العناية الطبية.
- إذا كان الجهاز يتصرف بطريقة مختلفة أثناء روتينك المعتاد (مثل الرائحة أو الاهتزازات غير الطبيعية، ووقت الشحن الأطول)، فتوقفي عن استخدام جهازك وشحنه واتصلي بدعم العملاء للحصول على المساعدة.
- اتبعي جدول المعالجات الموصى به. زيادة التردد، وخاصة في المرحلة المبدئية، يمكن أن تزيد من خطر حدوث التفاعلات الجلدية.

## كيف تعمل تقنية نبضات الضوء المكثف (IPL)

باستخدام تقنية نبضات الضوء المكثف، يتم تطبيق نبضات لطيفة من الضوء على الجلد وتمتصها جذور الشعر. كلما كان الشعر أعمق لوناً واللبشرة خفيفة، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.



تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتوقف نموه.



تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. لهذا السبب نوصيك باتباع مرحلة العلاج الأولية (4 علاجات، كل علاج بفارق أسبوعين) ثم متابعة-مرحلة العلاج (اللمسات-كل 4 أسابيع) للتأكد من معالجة جميع الشعر بشكل فعال في مرحلة النمو.

نصيحة: لضمان الإزالة طويلة الأمد للشعر، يُوصى بعمل لمسات أخيرة كل 4 أسابيع.

## ألوان شعر الجسم المناسبة

لا يكون العلاج باستخدام Lumea Series 9000 فعالاً إذا كان شعرك أشقر فاتح أو رمادي أو أحمر أو أبيض لأن الشعر بهذه الألوان لا يمتص الضوء بشكل كافٍ.

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان لون شعر جسمك يتناسب مع استخدام الجهاز، راجعي جدول لون الشعر في الصفحة المطوية.

- لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. استخدمى الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين. بينما ليس ضرورياً للسلامة، يمكنك ارتداء النظارات الشمسية أو النظارات الواقية لراحتك إذا وجدت الضوء غير مريح أو ساطع للغاية.
- لا تعالجي منطقة من البشرة أكثر من مرة في جلسة واحدة. هنا قد يزيد من خطر حدوث التفاعلات الجلدية.
- يجب أن يُستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- لا تستخدمى كريمات إزالة الشعر في المنطقة (المراد) معالجتها بالجهاز، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات جلدية.
- لا تستخدمى أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حروقاً بالبشرة.
- يمكنك تخزين الجهاز في درجة حرارة بين 25- درجة مئوية و70 درجة مئوية. اشحنى الجهاز واستخدمه عند درجة حرارة بين 5 درجة مئوية و35 درجة مئوية. لن يعمل الجهاز بشكل صحيح خارج نطاق درجة الحرارة هذا. فقد يسبب هذا حروقاً بالبشرة.
- استخدمى هذا المنتج فقط للغرض المقصود منه واتبعى إرشادات السلامة العامة وسلامة البطارية كما هو موضح في دليل المستخدم هذا. أي سوء استخدام يمكن أن يسبب صدمة كهربائية وحروق وحرائق وغيرها من المخاطر أو الإصابات.
- يمكن إزالة الشعر بمصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض النساء. بناءً على البيانات المتاحة حالياً، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي اللاتي خضعن لمعالجة على الوجه والرقبة.
- إذا تعرضت لتهديج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانتظر حتى يختفي قبل أن تستخدم أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهديج البشرة بعد استخدام منتج على البشرة، فاشطفه بالماء. إذا استمر ظهور التفاعلات الجلدية، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك.
- إذا كانت الحداقة أو نزغ الشعر أو إزالة الشعر بالشمع تتسبب في حدوث تهيج في الجلد، فننصحك بعدم استخدام الجهاز حتى يختفي تهيج الجلد.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام بواسطة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض بالقدرة البدنية أو الحسية أو العقلية، أو لديهم نقص في الخبرة والمعرفة، إلا إذا توفر لهم الإشراف أو تقديم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز. يجب الإشراف لتجنب المخاطر المحتملة مثل التعرض للمصدر الضوئي أو الصعق بالكهرباء أو الخنق من الكابلات أو الاختناق من الملحقات.
- قد يؤثر استمرار البشرة بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي على حساسية ولون بشرتك. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- بعد كل علاج، انتظري 48 ساعة على الأقل قبل الاستمرار لضمان حل أي تفاعل جلدي.
- إذا لاحظتي تغيراً في لون البشرة منذ آخر علاج، فننصحك بإجراء اختبار للجلد والانتظار لمدة 24 ساعة قبل العلاج التالي.
- افحصى دائماً الجهاز قبل استخدامه. تأكدي من نظافة مستشعر SmartSkin عند استخدام الجهاز لتجنب التشغيل غير السليم (انظر (د) التنظيف والتخزين بعد المعالجة).
- يمكن أن يصبح المهائى ونافذة خروج الضوء ومرشح الملحقات أكثر حرارة (< 210 درجة مئوية/>410 درجة فهرنهايت) أثناء الاستخدام. اتركي دائماً المهائى ونافذة خروج الضوء وكذلك المرشح والأجزاء الداخلية من الملحقات حتى تبرد قبل لمسها.
- يحتوي هذا الجهاز على وحدة إمداد طاقة قابلة للفصل متوافقة مع IEC 60601-1 class وIEC 60950-1 II. استخدمى المحول المرفق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدمى سلك التمديد. يمكنك العثور على الرقم المرجعي (AD2069x20020HF) على جهازك. يشير الرمز "x" في هذا الرقم إلى نوع القابس الخاص بدولتك.
- لا تترك المنتج بدون مراقبة عند توصيله.

## الأماكن/المناطق

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:

- حول العينين وبجوار الحاجبين.
- على الشفتين، والحلمة أو الهالة المحيطة بها، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والدبر، وبداخل فتحتي الأنف والأذنين.
- إذا كنت قد خضعت لجراحة في المناطق المراد معالجتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
- يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك كل مناطق نمو اللحية، أو منطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.
- في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك حدوث تفاعلات بالبشرة.
- فوق أو بالقرب من أي شيء صناعي مثل حشوات السليكون المزروعة، أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الثقوب.

ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.



## تعليمات مهمة بشأن السلامة



### تحذيرات

- يرجى قراءة هذه التعليمات واتباعها لتحسين استخدام الجهاز ومنع/تقليل خطر الإصابة والتفاعلات الجلدية والآثار الجانبية.
- قبل استخدام Lumea Series 9000، يجب تنظيف بشرتك والتأكد من خلوها من الشعر وجافة تماماً وليس عليها أي غسول أو جل.
- احتفظي بالجهاز والمهائى جافين.
- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تعمري الجهاز أبداً في الماء ولا تنظفيه أسفل الصنوبر.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً معاً. ولذا، تجنبي استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممتلئ أو دش جار أو حمام سباحة ممتلئ). الرطوبة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز وتؤدي إلى ظهور خطر محتمل على السلامة.
- افحصي دائماً الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المهائى في حالة تلفه. استبدلي دائماً الجزء التالف بنوع أصلي.
- إذا كان الجهاز أو المهائى مكسوراً أو تالفاً، فلا تلمسي أي جزء داخلي لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية.
- لا تستخدمى الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية لنافذة خروج الضوء و/أو الملحق مكسوراً، حيث لا يمكن ضمان التشغيل الآمن في ظل هذه الظروف.
- لا تحاولي فتح جهازك أو إصلاحه أو تغيير البطاريات غير القابلة للاستبدال. قد يؤدي فتح Philips Lumea Series 9000 إلى تعريضك لمكونات كهربائية خطيرة وإلى طاقة ضوئية نبضية، وقد يتسبب أي منهما في إصابة جسدية وأو في العين.
- واحرصي دائماً على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. فالإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينتج عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا يسمح بتعديل هذا الجهاز. لا تقومي بتعديل أو تجاوز أو قطع أي جزء من الجهاز (مثل البطارية أو المهائى أو السلك)، لأن ذلك يتسبب في حدوث خطر.

- إذا كنت قد تناولت أيًا من أشكال الأكتين أيزوترينتون أو الرواكتين أيزوترينتون خلال الأشهر الست الأخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتك أكثر عرضة للإصابة بالتمزق، الجروح والحساسية.
- إذا كنت تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقومي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمى الجهاز مطلقًا إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسسي ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس خلال تناولك لهذا الدواء.
- إذا كنت تتناولى أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.

لا تستخدمى الجهاز مطلقًا:

- إذا خضعت لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنت تتناولى مسكنات الآلام التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة..
- إذا كنت تتناول أدوية كابئة للمناعة.

## الأمراض/الاضطرابات

لا تستخدمى الجهاز مطلقًا:

- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كنت مصابة بمرض مرتبط بالحساسية تجاه الضوء، مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE) أو الشرى الشمسي أو البرفيرية أو خلافه.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ بتكون ندبة الجذرة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الواضئ..
- إذا كان جسمك حساسًا للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابت المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).

## حالات الجلد

لا تستخدمى الجهاز مطلقًا:

- إذا كنت تعاني من التهابات أو أكزيما أو حروق أو التهاب بصيلات الشعر أو تمزقات مفتوحة أو خدوش الاحتكاك أو هريس بسيط (فروخ الزكام) أو جروح أو آفات وأورام دموية (كدمات) في المناطق المراد علاجها.
- على الجلد المتهيج (الأحمر أو المجروح)، حروق الشمس، الاسمرار حديثًا أو المزيف-بشرة مسمرة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقًا على المناطق التالية: أعلى الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقًا على المناطق التالية: البثور أو الوشم-أو المكياج الدائم.

## نظرة عامة على الجهاز

- 1 نافذة خروج الضوء مع مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج
- 2 الملحقات
  - a ملحق الجسم
  - b ملحق الوجه 
  - c ملحق البيكيني  (BRI957, BRI958)
  - d مرفق الإبط  (BRI957, BRI958)
  - e ملحق الدقة  (BRI955)
- 3 مستشعر SmartSkin
- 4 نظام السلامة المدمج
- 5 العاكس بداخل الملحق
- 6 تلامس إلكتروني
- 7 فتحات للتلامس الإلكتروني
- 8 زر الوميض
- 9 زر التشغيل/الإيقاف
- 10 زر التأكيد
- 11 أزرار التبديل
- 12 أضواء الشدة
- 13 زر نصيحة الإعداد
- 14 مصباح "الاستعداد للوميض"
- 15 فتحات الهواء
- 16 مأخذ توصيل الجهاز
- 17 المهايئ
- 18 مأخذ صغير
- 19 حقيبة فاخرة (غير معروض)
- 20 قماش التنظيف (غير معروض)

## موانع الاستعمال



### الحالات

- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً؛
- إذا كانت بشرتك من النوع VI (نادراً ما لا تصاب بحروق الشمس، اسمرار داكن جداً). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتك بتفاعلات جلدية، مثل فرط التصبغ ونقص التصبغ، الاحمرار الشديد أو الحروق.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة لأن الجهاز لم يتم اختباره على النساء الحوامل أو المرضعات.
- إذا كان لديك أي عملية زراعة نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو المنبأه العصبي أو مضخة الأنسولين وما إلى ذلك.

### الأدوية/التاريخ الطبي

- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً إذا كنت تتناولين أيًا من الأدوية الواردة أدناه:
- إذا كان جارٍ معالجة بشرتك أو تم معالجتها حديثاً على مدار الأسابيع السابقة باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، أحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، الأيزوترينتون الموضعي وحمض الأزيليك.

## المحتويات

84	مرحبًا
85	نظرة عامة على الجهاز
85	موانع الاستعمال
87	تعليمات مهمة بشأن السلامة
89	كيف تعمل تقنية نبضات الضوء المكثف (IPL)
90	جدول المعالجة الموصى بها
90	ماذا تتوقع
91	طريقة استخدام Lumea Series 9000
96	معلومات حول Lumea Series 9000
96	الشحن
96	الملحقات
98	مستشعر SmartSkin
98	اختيار كثافة الضوء
99	نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض
100	وقت المعالجة لكل منطقة
101	استخدام جهاز Lumea Series 9000 قبل الاسمرار وبعده
101	السفر بالجهاز
101	بعد الاستخدام
103	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
105	الضمان والدعم
105	إعادة التدوير
105	المواصفات الفنية
106	التوافق الكهرومغناطيسي - معلومات الامتثال
106	تفسير الرموز

## مرحبًا

مرحبًا بك في عالم الجمال من Lumea Series 9000! تمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لعدة أسابيع. تستخدم Philips Lumea Series 9000 تقنية نبضات الضوء المكثف (IPL)، والمعروفة بإحدى أكثر الطرق فعالية لمنع إعادة نمو الشعر باستمرار. بالتعاون الوثيق مع خبراء البشرة، قمنا بتكييف هذه التقنية المعتمدة على الضوء، والمستخدمه أصلاً في صالونات التجميل الاحترافية، للاستخدام السهل والفعال بشكل مريح في منزلك. تتميز Lumea Series 9000 من Philips بأنها لطيفة وتوفر علاجًا مناسبًا وفعالاً بشدة ضوء تعطي احساسًا بالراحة. وداعًا للشعر غير المرغوب به، استمتعي بإحساس النعومة مع بشرة خالية من الشعر ومظهر وملمس رائعين كل يوم.

تم تصميم Philips Lumea Series 9000 وتطويرها للسيدات، ولكنها قد تكون مناسبة للاستخدام من قبل الرجال.

للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّلي منتجك واعثري على مزيد من المعلومات حول منتجك على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) للعثور على نصائح خبرائنا ومقاطع الفيديو التعليمية والأسئلة الشائعة والاستفادة القصوى من Lumea Series 9000. ملاحظة: احتفظي بهذه الإرشادات مع المنتج طوال الوقت.

برای پیدا کردن شماره سریال شرکت سازنده.



برای پیدا کردن شماره کاتالوگ شرکت سازنده.



نماد مربوط به تشخیص مطابقت تجهیزات با ملزومات ایمنی معین شده برای تجهیزات کلاس II.



این نماد نشان می‌دهد تجهیزات صرفاً برای جریان مستقیم مناسب است.



این نماد نشان می‌دهد دستگاه را نباید اطراف چشم و نزدیک ابروها استفاده کرد.



مفهوم این نماد: این دستگاه را در وان حمام، زیر دوشی یا هر محفظه پر از آب استفاده نکنید.



این نماد بدین معناست که ترانسفورماتور برای محافظت در برابر اتصال مدار کوتاه طراحی شده است.



این نماد بدین معناست که ترانسفورماتور یک واحد منبع تغذیه دارای حالت تعویض (SMPS) در نظر گرفته می‌شود.



این نماد بدین معناست که دستگاه برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است.



این نماد حداکثر دمایی را که مبدل می‌تواند تحت شرایط استفاده معمول عملکرد پیوسته داشته باشد نشان می‌دهد



یک نماد بازیافت برای نشان دادن جنسی یک مورد به منظور تسهیل بازیافت آن یا سایر عملیات‌های بازیابی مجدد روی آن. این نماد ممکن است شامل یک عدد و/یا علامت اختصاری باشد.



این نماد نشان می‌دهد که یک منبع تغذیه مجزای خاص برای اتصال تجهیزات الکتریکی به پریز برق مورد نیاز است.



این نماد نشان می‌دهد مواد RoHS بالاتر از محدودیت حداکثر غلظت در این محصول استفاده شده‌اند.



شرایط دمای عملکردی در صورتی که Lumea سری 9000 تحت شرایط عملکردی محیطی زیر استفاده معمول شود، با مشخصات ذکر شده برای آن مطابقت خواهد داشت:

5+ درجه تا 35+ درجه سانتی گراد و تا حداکثر 90 % رطوبت محیطی، شرایط بدون میعان، 700 هکتوپاسکال تا 1060 هکتوپاسکال

طول موج‌های ساطع شده	565 تا 1400 نانومتر
مدت پالسی	1 - 2.5 میلی ثانیه برای همه تنظیمات
فاصله زمانی بین فلش‌ها	بسته به استفاده در هنگام مصرف باتری/اتصال به منبع برق بین 1-3.5 ثانیه
نوردهی	سر مخصوص بدن: 5.6 - 2.5 ژول/سانتی متر مربع سر مخصوص زیر بغل: 6.5-2.5 ژول/سانتی متر مربع سر مخصوص اصلاح دقیق/بیکینی: 6.5-2.5 ژول/سانتی متر مربع سر مخصوص صورت: 2.4-5.9 ژول/سانتی متر مربع
ورودی آداپتور	100 - 240 ولت $\sim$ 50/60 هرتز 1.5 آمپر
خروجی آداپتور	19.5 ولت  3.33 آمپر 65.0 وات
متوسط بازده فعال	$\leq 88.0\%$
بازده در بار ضعیف (10 %)	$\leq 79.0\%$
مصرف برق در ساعات غیر اوج مصرف	0,21 وات

## سازگاری الکترومغناطیسی - اطلاعات مطابقت

این دستگاه با تمام استانداردها و قوانین نریپت در رابطه با قرارگیری در معرض میدان‌های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

## توضیح نمادها

برای اطمینان از اینکه محصول جاری را به شیوه‌ای امن و صحیح استفاده کرده و از جراحت خود و دیگران پیشگیری می‌کنید، نشانه‌ها و نمادهای هشدار از اهمیت اساسی برخوردارند. مفهوم هر کدام از نشانه‌ها و نمادهای هشدار درج شده بر روی برجسب‌ها و در دفترچه راهنمای کاربر را در پایین ملاحظه کنید.

این نماد اطلاعات شرکت سازنده محصول را نشان می‌دهد: Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten. هلند



این نماد اشاره می‌کند که ضروری است قبل از استفاده از این دستگاه، دفترچه راهنمای آن را با دقت مطالعه نمایید. دفترچه راهنما را برای استفاده‌های بعدی نگه دارید.



این نماد بدین معنی است که کاربر باید جهت دسترسی به اطلاعات ایمنی مهم از قبیل موارد احتیاطی که بنا به دلایل متعدد امکان نمایش آنها بر روی دستگاه موجود نمی‌باشد، به دستورالعمل‌ها مراجعه کند.



این نماد بدین معنی است که کاربر باید جهت دسترسی به اطلاعات ایمنی مهم از قبیل موارد منع استفاده و هشدارها که بنا به دلایل متعدد امکان نمایش آنها بر روی یک دستگاه پزشکی موجود نمی‌باشد، به دستورالعمل‌ها مراجعه کند.



مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
نتیجه اصلاح رضایت بخش نیست.	شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید که برای شما بسیار کم است.	دفعه بعد درجه بالاتری را انتخاب کنید.
	شما فلش را روی قسمت مجاور قسمتی که قبلاً اصلاح کرده اید نزده اید.	شما باید فلش را نزدیک اما نه همپوشان با قسمت قبلی بزنید.
	دستگاه روی رنگ موی بدن شما موثر نیست.	اگر موهایتان بلوند روشن، خاکستری، قرمز یا سفید است، لیزر کردن مؤثر نیست.
از دستگاه به دفعات توصیه شده استفاده نکرده اید.		برای از بین بردن موفقیت آمیز همه موها توصیه می کنیم برنامه زمان بندی شده استفاده از دستگاه را دنبال کنید. فاصله زمانی بین دفعات اصلاح را می توانید کاهش دهید، اما هر دو هفته بیش از یکبار انجام ندهید.
استفاده از IPL در مورد شما کندتر پاسخ داده است.		حداقل 6 ماه استفاده از دستگاه را ادامه دهید، زیرا رشد مجدد موها ممکن است بعد از این مدت همچنان کاهش یابد.

## ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید، لطفاً از [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) دیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه بین المللی را بخوانید.

## بازیافت

- این محصول را در پایان دوره مصرف با زباله های خانگی معمولی دور نیندازید، بلکه آن را جهت بازیافت به مراکز جمع آوری بازیافت تحویل دهید. با انجام این کار، به حفظ محیط زیست کمک می کنید.
  - این محصول دارای باتری قابل شارژ است که نباید آن را مانند زباله های معمولی خانگی دور بیندازید. لطفاً دستگاه را به مرکز بازیافت یا مرکز خدمات Philips ببرید تا متخصصین، باتری قابل شارژ را بیرون بیاورند.
  - قوانین کشور خود را در خصوص جمع آوری جداگانه محصولات الکترونیکی و الکتریکی و باتری های قابل شارژ دنبال کنید. دفع صحیح از پیامدهای منفی برای سلامت انسان و محیط زیست جلوگیری می کند.
- لطفاً دستگاه را به مرکز بازیافت یا مرکز خدمات Philips ببرید تا متخصصین، باتری قابل شارژ را بیرون بیاورند. محصولات Philips Lumea شامل مواد قابل بازیافت هستند و نباید به همراه زباله شهری دفع شوند. جهت مشاهده راهکارهای بازیافت به وبسایت پشتیبانی Philips Lumea مراجعه کنید. از سوزاندن ضایعات دستگاه در آتش خودداری نمایید.

## مشخصات فنی

شرایط حمل و نگهداری

در صورتی Lumea سری 9000 عملکرد معمول خود را در چارچوب مشخصات ذکر شده ارائه خواهد نمود که مطابق با شرایط محیطی زیر حمل یا نگهداری شود:

25- درجه تا +70 درجه سانتی گراد و تا حداکثر 90 % رطوبت محیطی، شرایط بدون-میعان، 700 هکتوپاسکال تا 1060 هکتوپاسکال

## مشکل

## دلیل احتمالی

## راهکار

حساسیت پوستی در حین استفاده از دستگاه بیشتر از حالت معمول است. هنگام استفاده از دستگاه احساس ناراحتی می‌کنم.	شدت نوری که استفاده می‌کنید روی درجه بسیار زیاد تنظیم شده است. موهای قسمت‌های تحت استفاده را به خوبی اصلاح نکرده‌اید.	بررسی کنید آیا یک تنظیم شدت نور راحت انتخاب کرده‌اید یا خیر. در صورت نیاز، تنظیمات پایین تری انتخاب کنید. قبل از استفاده از Lumea آن را روی پوست خود امتحان کنید.
فیلتزر UV درجه خروج نور شکسته است.	هرگز از این دستگاه در نواحی زیر استفاده نکنید: نواحی دارای خال، کک و مک، رگ‌های بزرگ، قسمت‌های لک دار، زخم، بخش‌های مشکل‌دار پوست، روی زگیل، تتو یا نواحی دارای آرایش دائمی، در اطراف چشم یا روی ابروها یا در نزدیکی ابروها، روی لب‌ها، صورت، نوک سینه، هاله دور سینه، زبانه آلت تناسلی، آلت تناسلی زنان، مقعد، داخل سوراخ بینی و گوش‌ها. مردها نباید از این دستگاه روی صورت و گردن و همچنین محل رویش موی ریش یا در محل آلت تناسلی استفاده کنند.	اگر فیلتزر UV شکسته است، دیگر از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات مشتری، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips در کشور خود تماس بگیرید.
از دستگاه بر روی قسمتی استفاده کرده‌اید که برای آن در نظر گرفته نشده است.	بدون مشورت با پزشک هرگز از دستگاه روی خال، کک و مک، رگ‌های بزرگ، قسمت‌های لک دار، زخم، بخش‌های مشکل‌دار پوست استفاده نکنید. هرگز از دستگاه روی زگیل، تتو یا آرایش دائمی استفاده نکنید. از این دستگاه هرگز در محل‌هایی که دچار خراشیدگی (قرمز شده یا بریده شده)، آفتاب‌سوختگی شده‌اند یا اخیراً در برابر آفتاب یا به صورت مصنوعی برنزه شده‌اند، استفاده نکنید. اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولیکول‌های مو، زخم باز، خراش، تب‌خال (تاول تب‌خالی)، جراحی یا ضایعه و هماتوم (کبودی) در محل مورد استفاده دارید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.	هرگز از این دستگاه در نواحی زیر استفاده نکنید: نواحی دارای خال، کک و مک، رگ‌های بزرگ، قسمت‌های لک دار، زخم، بخش‌های مشکل‌دار پوست استفاده نکنید. هرگز از دستگاه روی زگیل، تتو یا آرایش دائمی استفاده نکنید. از این دستگاه هرگز در محل‌هایی که دچار خراشیدگی (قرمز شده یا بریده شده)، آفتاب‌سوختگی شده‌اند یا اخیراً در برابر آفتاب یا به صورت مصنوعی برنزه شده‌اند، استفاده نکنید. اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولیکول‌های مو، زخم باز، خراش، تب‌خال (تاول تب‌خالی)، جراحی یا ضایعه و هماتوم (کبودی) در محل مورد استفاده دارید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
هیچ فیلتزر نشیبه ای در سری اتصال نیست.	این امر عادی است.	هیچ اقدامی لازم نیست: هیچ فیلتزی در سرهای مخصوص بدن و زیر بغل وجود ندارد. فقط سرهای مخصوص صورت، سری دقیق و بیکیبی دارای فیلتزر مخصوص هستند.
حساسیت پوستی پس از استفاده از دستگاه بیشتر از معمول طول می‌کشد.	شدت نور مورد استفاده برای شما بسیار زیاد است.	دفعه بعد شدت نور کمتری انتخاب کنید.
فلش برای چشم من خیلی روشن است. لازم است عینک بزنم؟	خیر، Philips Lumea به چشم آسیبی نمی‌رساند.	نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم‌ها ضرری ندارد. هنگام استفاده از دستگاه داخل فلش را نگاه نکنید. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا نور دستگاه چشم‌های شما را خیره نکند. برای اینکه نور پخش نشود، سعی کنید تماس به درستی با پوست برقرار شود.

- درد: اگر از این دستگاه بر روی پوستی استفاده کرده باشید که موی آن را زنده باشید، اگر از دستگاه با شدت نوری استفاده کنید که برای رنگ پوست زیاد بوده باشد، اگر یک ناحیه را بیش از یک بار فلش زده باشید و اگر از دستگاه بر روی زخم‌های باز، قسمت‌های ملتهب، دارای عفونت، تئو، قسمت‌های سوخته و سایر موارد استفاده کنید این درد می‌تواند در هنگام استفاده یا بعد از آن اتفاق می‌افتد.

## عیب‌یابی

### مشکل

### دلیل احتمالی

### راهکار

دستگاه/آداپتور در حین استفاده گرم می‌شوند.	طبیعی است که دستگاه و آداپتور در حین استفاده گرم شوند (اما نه آنقدر گرم که نتوانید به آن دست بزنید).	قبل از ادامه استفاده، از دستگاه در محیطی استفاده کنید که دمای آن کمی خنک تر باشد و/یا اجازه دهید دستگاه خنک شود.
فن دستگاه کار نمی‌کند.	بررسی کنید سری به خوبی وصل باشد. در صورت لزوم رابط‌های روی اتصال را تمیز کنید. اگر اتصال به خوبی وصل باشد و دستگاه بتواند فلش بزند، با مرکز خدمات مشتریان در کشور خودتان، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.	
مسیر خنک کننده فن را با دست یا حوله پوشانده‌اید.	بررسی کنید مسیر خنک کننده فن مسدود نباشد.	
وقتی دستگاه را روی پوست قرار می‌دهم، هیچ فلشی منتشر نمی‌کند. چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ نارنجی چشمک می‌زند.	رنگ پوست شما در قسمت تحت استفاده بسیار تیره است.	از Lumea برای قسمت‌های دیگر پوست خود که روشن تر است استفاده کنید.
چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ نارنجی چشمک می‌زند و همه 5 چراغ شدت نور نیز چشمک می‌زنند.	باید دستگاه را بازنشانی کنید.	برای بازنشانی دستگاه، دو شاخه را از پریز بکشید و 30 دقیقه منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود. دستگاه باید دوباره به صورت عادی کار کند. اگر دوباره کار نمی‌کند، با مرکز خدمات مشتریان Philips در کشور خود تماس بگیرید.
چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ سفید روشن نمی‌شود.	دستگاه در تماس کامل با پوست قرار ندارد.	دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوستتان بگذارید تا سیستم ایمنی داخلی در تماس با پوست باشد.
دستگاه بوی تند می‌دهد.	دریچه خروج نور یا حسگر SmartSkin کثیف است.	دریچه خروج نور و حسگر SmartSkin را به دقت تمیز کنید.
موهای قسمت تحت لیزر را به خوبی اصلاح نکرده‌اید. این موها ممکن است بسوزند و بو بدهند.	مohای قسمت تحت لیزر را به خوبی اصلاح نکرده‌اید. این موها ممکن است بسوزند و بو بدهند.	قبل از استفاده از Lumea آن را روی پوست خود امتحان کنید.
دستگاه فلش نمی‌زند، فن روشن نمی‌شود و همه چراغ‌های شدت نور چشمک می‌زنند.	سری به درستی وصل نشده است.	بررسی کنید سری را به درستی وصل کرده باشید. در صورت نیاز، قسمت‌های تماس الکترونیکی سری‌ها را تمیز کنید.

## بعد از استفاده

### مراقبت بعد از استفاده

بعد از استفاده از دستگاه می‌توانید روی قسمت‌های تحت استفاده با خیال راحت لوسیون، کرم، نئودورانت و مرطوب کننده یا مواد آرایشی استفاده کنید.



**هشدار:** اگر دچار حساسیت یا قرمزی پوست شدید، قبل از اینکه هر محصولی را روی پوست خود استفاده کنید، منتظر بمانید تا این حالت‌ها از بین بروند. اگر بعد از استفاده محصولات پوستی دچار حساسیت شدید، آنها را با آب بشویید. در صورتی که کماکان واکنش‌های پوستی را تجربه می‌کنید، دیگر از دستگاه استفاده نکنید و با پزشک خود مشورت نمایید.

### واکنش‌های معمولی پوست

ممکن است پوستتان کمی قرمز و/یا زبر شود، احساس سوزش یا گرما کنید. این واکنش به سرعت ناپدید می‌شود.

در نتیجه اصلاح یا انجام همزمان اصلاح و اصلاح با نور دستگاه ممکن است پوست خشک شود و احساس خارش داشته باشید. با کمک کیسه یخ یا یک پارچه مرطوب می‌توانید پوست را در محل مورد نظر خنک کنید. اگر خشکی پوست ادامه پیدا کند می‌توانید مرطوب کننده بی بویی را روی قسمت مورد نظر بگذارید.

### عوارض جانبی نادر

- سوختگی‌ها، قرمز شدگی‌های زیاد (برای مثال اطراف فولیکل‌های مو) و تورم: این حساسیت‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد. این موارد نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر این حساسیت‌ها در مدت سه روز از بین نرفت، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می‌یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تغییر رنگ پوست: این مورد به ندرت اتفاق می‌افتد. تغییر رنگ پوست خود را یا به صورت یک تکه تیره تر (زیاد شدن رنگ دانه‌های پوست) یا یک تکه روشن تر (کم شدن رنگ دانه‌های پوست) نسبت به نواحی اطراف نشان می‌دهد. این نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر تغییر رنگ در مدت 2 هفته از بین نرفت، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا زمانی که مشکل تغییر رنگ از بین نرفته و پوست به رنگ طبیعی خود برگشته است به اصلاح این قسمت‌ها نپردازید.
- عفونت پوست مورد نادری است با اینحال ممکن است به دنبال وجود یک زخم (کوچک)، سوختگی پوست، خراشیدگی پوست و مواردی از این دست اتفاق بیفتد.
- التهاب اپیدرمال (یک ناحیه قهوه‌ای بسیار مشخص که اغلب برای پوست‌های تیره تر اتفاق می‌افتد و با خشکی پوست همراه نیست): این حساسیت به ندرت اتفاق می‌افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 هفته از بین نرفت، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می‌یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تاول زدن (شبیه حباب‌های کوچکی بر روی سطح پوست است): این مورد به ندرت اتفاق می‌افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 ماه از بین نرفت یا پوست عفونی شد، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می‌یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- جای سوختگی: اغلب اثر ثانویه یک سوختگی است که به بیشتر از یک ماه زمان نیاز دارد تا بهبود یابد.
- فولیکولیت (تورم در اطراف فولیکل‌های مو که با جوش‌هایی همراه است): این حساسیت بسیار نادر است و نتیجه ورود باکتری به پوست آسیب دیده است. توصیه می‌کنیم در صورت بروز این واکنش‌های پوستی به پزشک مراجعه کنید چون ممکن است نیاز به پماد آنتی بیوتیک برای درمان فولیکولیت باشد.



مفهوم این نماد: استفاده از دستگاه با سیم



مفهوم این نماد: استفاده از دستگاه بدون سیم

BRI955  
(1), (2), (5)

BRI957, BRI958  
(1), (2), (3), (4)

توجه: ظرفیت باتری برای استفاده روی تمام بدن کافی نیست. توصیه می‌کنیم چنانچه در نظر دارید بر روی قسمت‌های بزرگ بدن مانند پاها استفاده کنید، دستگاه در حین استفاده به پریز برق متصل باشد.

## استفاده از Lumea سری 9000 قبل و بعد از برنزه کردن

### برنزه کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی

- اگر عمداً پوستتان را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا نورهای مصنوعی قرار می‌دهید تا برنزه شوید، این کار بر حساسیت و رنگ پوستتان تأثیر می‌گذارد. بنابراین موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید:
- بعد از هر بار استفاده، حداقل 48 ساعت صبر کنید سپس برنزه کنید. حتی بعد از 48 ساعت، مطمئن شوید که پوست محل اصلاح هیچ قرمزی ناشی از اصلاح نداشته باشد.
  - در صورتی که پوستتان را در معرض تابش نور خورشید قرار می‌دهید (بدون قصد برنزه شدن)، طی 48 ساعت پس از اصلاح، روی قسمت‌های تحت اصلاح، ضد آفتابی با SPF 50+ بزنید. بعد از این مدت، تا دو هفته می‌توانید از ضد آفتاب SPF 30+ استفاده کنید.
  - بعد از برنزه کردن، حداقل 2 هفته صبر کنید و پس از انجام تست پوست از دستگاه Lumea سری 9000 استفاده کنید. این برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب (مشاهده B<sup>1</sup> تست کردن پوست 24 ساعت قبل از لیزر) انجام می‌شود.
  - از Lumea سری 9000 روی قسمت‌هایی از بدن که دچار آفتاب سوختگی شده‌اند استفاده نکنید.

توجه: اگر فقط بعضی مواقع و به صورت غیرمستقیم در معرض تابش نور خورشید قرار می‌گیرید، این حالت برنزه شدن به شمار نمی‌رود.

### برنزه کردن با استفاده از کرم


اگر از لوسیون‌های مصنوعی برای برنزه شدن استفاده کرده‌اید، قبل از استفاده از دستگاه منتظر بمانید تا حالت برنزه مصنوعی به طور کامل از بین برود.

## همراه داشتن دستگاه در مسافرت


وقتی حین مسافرت دستگاه را به همراه دارید، برای تأیید اینکه آیا حمل و/یا استفاده از دستگاه در هواپیما مجاز می‌باشد یا خیر، با ایرلاین تماس بگیرید.



- حالت حرکت و فلش برای استفاده روی قسمت‌های بزرگ‌تر مثل پاها مناسب است. دکمه فلش را فشار دهید و نگه دارید و در همین حال دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید تا چند فلش در یک ردیف زده شود.



### زمان استفاده برای هر قسمت



## انتخاب شدت نور

Lumea سری 9000 تعداد 5 شدت نور مختلف ارائه می‌دهد که همیشه می‌توانید تنظیم را به شدت نوری که با آن راحت هستید تغییر دهید.

1 برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموشی را فشار دهید. این دستگاه با تنظیم شدت نور 1 شروع به کار می‌کند.

توجه: برای تنظیم شدت نور به صورت دستی و بدون استفاده از دکمه SmartSkin، از دکمه تغییر حالت استفاده کنید تا زمانی که به تنظیم دلخواه برسید. سطح شدت نور مربوطه به رنگ سفید روشن می‌شود.

2 دکمه حسگر SmartSkin  را فشار دهید و دستگاه را روی پوست‌تان بگذارید.

3 بعد از اینکه دستگاه پوست‌تان را اسکن کرد، نشانگرهای شدت نور توصیه شده به رنگ سفید چشمک می‌زند و نشان می‌دهند که بر اساس رنگ پوست‌تان کدام شدت نورها برای‌تان راحت‌ترین خواهند بود.

4 دکمه تأیید  را فشار دهید تا تأیید کنید که می‌خواهید از تنظیم پیشنهادی استفاده کنید.

Lumea سری 9000 به صورت خودکار از بالاترین شدت نمایش یافته استفاده می‌کند که با یک نشانگر شدت نور چشمک‌زن نمایش داده می‌شود. با Lumea سری 9000 می‌توانید راحت‌ترین شدت نور را برای خود انتخاب کنید. حساسیت پوستی بین افراد مختلف متفاوت است. بنابراین، تست پوست مهم‌ترین راهنما برای انتخاب تنظیم شدت نور (مشاهده 'B' تست کردن پوست 24 ساعت قبل از لیزر) است.

5 با استفاده از Lumea سری 9000 نباید درد ناراحت‌کننده‌ای احساس کنید. اگر احساس ناراحتی کردید، میزان شدت نور را کاهش دهید. این کار را می‌توانید با استفاده از دکمه‌های تغییر حالت انجام دهید.

توجه: اگر رنگ پوست‌تان خیلی تیره باشد (قهوه ای تیره یا تیره‌تر)، دستگاه به طور خودکار غیرفعال می‌شود تا از بروز حساسیت‌های پوستی جلوگیری کند. اگر رنگ پوست بسیار تیره باشد، چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ نارنجی چشمک می‌زند.


6 بعد از رفتن به قسمت دیگری از بدن یا بعد از قسمتی که اخیراً برنزه کرده‌اید (مشاهده 'استفاده از Lumea سری 9000 قبل و بعد از برنزه کردن')، برای تعیین تنظیم شدت نور راحت، تست پوست انجام دهید. برای فعال‌سازی مجدد ویژگی پیشنهاد تنظیمات، دکمه SmartSkin  را فشار دهید.

توجه: قبل از شروع استفاده بر روی یک بخش دیگر بدن یا در صورت تغییر رنگ پوست، تست رنگ پوست را انجام دهید. تنظیم شدت نور را برای هر ناحیه بدن به صورت جداگانه انجام دهید.

## دو حالت استفاده وجود دارد: "فشار دادن و فلش" و "حرکت و فلش"


Philips Lumea سری 9000 دارای دو حالت استفاده برای کاربرد راحت‌تر در قسمت‌های مختلف بدن است:

- حالت «فشار دادن و فلش» برای اصلاح نواحی کوچک یا دارای انحنا مانند زانوها و زیر بغل مناسب است. خیلی راحت دکمه فلش را فشار دهید و رها کنید تا یک فلش زده شود.



## سر مخصوص بیکنی (BRI957, BRI958)

سری مخصوص بیکنی دارای طراحی خاص و مناسب جهت استفاده بر روی ناحیه بیکنی است. دارای یک طراحی منحنی به سمت بیرون است و در مقایسه با سر مخصوص بدن، شدت نور بالاتری دارد. موهای این ناحیه ضخیم‌تر و قوی‌تر از موهای پا هستند.



## سر مخصوص اصلاح دقیق (BRI955)

سر مخصوص اصلاح دقیق دارای انحنای به سمت بیرون است که برای ناحیه‌های بیکنی و زیر بغل کاربرد دارد. دارای یک درپچه متوسط با فیلتری شفاف است. برای پوشش دقیق و موثر ناحیه بیکنی و زیر بغل طراحی شده است.



## حسگر SmartSkin


Lumea سری 9000 دارای تکنولوژی SenseIQ برای شخصی‌سازی فرایند اصلاح موها است. حسگر SmartSkin تعبیه شده در دستگاه رنگ پوست را در ابتدای هر جلسه و در طی جلسه اندازه‌گیری می‌کند. دارای دو ویژگی است:

- 1 حسگر SmartSkin اجازه نمی‌دهد قسمت‌هایی از پوست را که بسیار تیره هستند لیزر کنید: اگر حسگر تشخیص دهد که رنگ پوست قسمت موردنظر برای اصلاح با Lumea سری 9000 بسیار تیره است، چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن می‌کند. و اگر دکمه فلش را فشار دهید، دستگاه پالس‌ها را منتشر نمی‌کند. دستگاه به طور خودکار غیرفعال می‌شود. این باعث پیشگیری از بروز واکنش‌های پوستی می‌شود.
- 2 حسگر SmartSkin کمک خواهد کرد تنظیم شدت نوری را که برای پوست شما راحت است انتخاب کنید. این کار را می‌توانید با استفاده از دکمه SmartSkin انجام دهید.

برای وصل کردن سر مخصوص، کافی است آن را روی دریچه خروج نور بگذارید و چفت کنید.



برای جدا کردن سر مخصوص، آن را از روی دریچه خروج نور بردارید.



### سر مخصوص بدن

سر مخصوص بدن دارای بزرگترین دریچه اصلاح با طراحی منحنی به سمت داخل است تا نواحی زیر خط گردن، بویژه نواحی بزرگ مانند پاها، بازوها و شکم را به طور موثر پوششش داده و لیزر کند.

### سر مخصوص صورت


بخش اتصال مربوط به صورت دارای یک طراحی صاف با فیلترهای یکپارچه برای استفاده ایمن و دقیق بر روی قسمت‌های حساس پوست بالای لب، چانه و خط ریش است. این دستگاه فقط برای برداشتن موهای زائد بدن در قسمت‌های زیر استخوان گونه است. وقتی از دستگاه روی نواحی دارای گوشه‌های تیز مانند خطوط فک و چانه استفاده می‌کنید، ممکن است برقراری تماس کامل پوست و انتشار یک فلش دشوار باشد. نکته: برای اصلاح راحت‌تر، زبان خود را بین لب بالا و دندان‌ها قرار دهید یا گونه‌های خود را باد کنید.



### سر مخصوص زیر بغل (BRI957, BRI958)

سر مخصوص زیر بغل دارای یک طراحی منحنی شکل خاص است که کمک می‌کند روی موهای زیر بغل که به سختی قابل دسترسی هستند، استفاده کنید.





- 6 همه سطوح سرهای مخصوص از قبیل رفلکتور فلزی و دریچه سرهای مخصوص (قطعات B, C, D و E) را تمیز کنید.
- 7 اجازه دهید همه این قسمت‌ها به طور کامل خشک شوند.
- 8 در یک محل بدون گرد و خاک در دمای اتاق نگهداری کنید.

## اطلاعات بیشتر درباره Lumea سری 9000

### شارژ دستگاه

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار و زمانی که باتری‌ها خالی هستند، آنها را به طور کامل شارژ کنید. شارژ شدن باتری‌ها تا 1 ساعت و 40 دقیقه طول می‌کشد. وقتی چراغ شارژ در حین استفاده به رنگ نارنجی روشن می‌شود و نشان می‌دهد که شارژ باتری کم است و دستگاه به زودی خاموش می‌شود، دستگاه را شارژ کنید. باتری‌هایی که به طور کامل شارژ شده اند برای 130 فلش با شدت نور 5 قابل استفاده هستند.

### شارژ کردن دستگاه

- 1 دستگاه را خاموش کنید.
- 2 فییش کوچک را به دستگاه وصل کنید و آداپتور را به پریز برق بزنید.
  - در مدت شارژ، چراغ شارژ باتری به رنگ سفید چشمک می‌زند.
  - وقتی باتری‌ها به طور کامل شارژ شده باشند، چراغ شارژ به صورت دائمی به رنگ سفید روشن می‌شود.
  - هرگز آداپتور و دستگاه را در حین شارژ نپوشانید.

توجه: ممکن است آداپتور و دستگاه در حین شارژ داغ شوند. این امر عادی است.

توجه: این دستگاه دارای قابلیت محافظت از باتری در صورت گرم شدن بیش از حد است که اگر دمای اتاق بیشتر از 40 درجه سانتی‌گراد شود، شارژ متوقف می‌شود.


- 3 بعد از شارژ کردن، آداپتور را از پریز برق جدا کنید و دوشاخه کوچک را از دستگاه بیرون بکشید.

نکته: بعد از هر بار استفاده، دستگاه را شارژ کنید تا طول عمر باتری افزایش پیدا کند.

### ضمانت

برای اینکه بهترین نتیجه ممکن حاصل شود، بسیار مهم است که از سر مخصوص صحیح که برای همان قسمت خاص بدن طراحی شده است، استفاده کنید. Lumea سری 9000 امکان-استفاده بر روی کل بدن را با چندین سری مخصوص طراحی شده برای نواحی خاص فراهم می‌آورد. وقتی یک سری دیگر به دستگاه وصل شود، تکنولوژی SenseIQ با برنامه اصلاح مطابقت پیدا می‌کند.


توجه: وقتی روی رابط سر مخصوص آلودگی وجود داشته باشد، ممکن است دستگاه دیگر کار نکنند و یک پیام خطا نمایش دهد. در صورت بروز این مشکل، سری‌های اتصال را تمیز کنید.




- 6 دستگاه را به قسمت بعدی، نزدیک اما نه همپوشان با قسمت قبلی ببرید. مطمئن شوید هر ناحیه را تنها یک بار فلش می‌زنید.
  - 7 تا زمانی که همه ناحیه مورد نظر لیزر شود ادامه بدهید. دو حالت اصلاح (مشاهده 'دو حالت استفاده وجود دارد: "فشار دادن و فلش" و "حرکت و فلش") وجود دارد.
  - 8 پس از پایان استفاده، دستگاه را خاموش کنید.
  - 9 قبل از هر بار لیزر بعدی، موها را تا اندازه‌ای اصلاح کنید که با چشم دیده شوند.
- توجه: از دستگاه در نواحی حساس یا نواحی که استفاده از آن سخت است (قوزک پا و ناحیه استخوانی) استفاده نکنید.

## D تمیز کردن و نگهداری پس از اصلاح


- 1 اگر دستگاه را در حالت اتصال به آداپتور برق استفاده می‌کردید، آن را از پریز برق بکشید.
- 2 اجازه دهید دستگاه خنک شود.




- 3 دستمال نرم ارائه شده به همراه دستگاه را با چند قطره آب مرطوب کنید.




- 4 سر مخصوص را از دستگاه جدا کنید.




- 5 دریچه خروج نور دستگاه (A) را تمیز کنید.




1 آداپتور برق را به دستگاه وصل کنید و دو شاخه را به پریز بزنید یا دستگاه را شارژ کرده و به صورت بدون سیم استفاده کنید.




2 برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش (⏻) را فشار دهید.




3 تنظیمی را که پس از تست پوست انتخاب کردید (بخش B، مرحله 9) برگزینید.




4 دستگاه را محکم روی پوست خود فشار دهید و در محل نگهدارید. چراغ «آماده برای فلش زدن» باید به رنگ سفید روشن شود.



5 دکمه فلش را فشار دهید تا یک فلش روی پوستتان زده شود. فلش پوست آن قسمت را لیزر می‌کند. دستگاه یک صدای پرش ملایم ایجاد می‌کند. فلش احساس گرمی برایتان ایجاد می‌کند.




بعد از هر فلش، حداکثر 3.5 ثانیه طول می‌کشد تا دستگاه برای فلش بعدی آماده نشود. وقتی چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ سفید روشن شد می‌توانید فلش بزنید.



• یک فلش نور مشاهده خواهید کرد •

توجه: شما می‌توانید با فشار دادن دکمه تغییر حالت بین تنظیمات شدت نور جابجا شوید.

- به ناحیه بعدی بروید. یک قسمت کوچک را با تنظیم ② لیزر کنید



- به ناحیه بعدی بروید. یک قسمت کوچک را با تنظیم ③ لیزر کنید

- به ناحیه بعدی بروید. یک قسمت کوچک را با تنظیم ④ لیزر کنید

- به ناحیه بعدی بروید. یک قسمت کوچک را با تنظیم ⑤ لیزر کنید

8 24 ساعت منتظر بمانید.



24 hrs



9 پوست‌تان را بررسی کنید. بالاترین تنظیم که...

- هنوز احساس راحتی می‌کنید و


- واکنش پوستی مشاهده نمی‌شود (برای مثال، قرمزی، تحریک، خارش)

...نظیمی است که برای شروع لیزر استفاده می‌شود.

## C لیزر کردن

نکته مهم: ابتدا بخش A (اصلاح مو و تمیز کردن پوست) و سپس بخش B (تست کردن پوست 24 ساعت قبل از لیزر) را تکمیل کنید.

3 برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش ① را فشار دهید.




4 یک ناحیه از پوست را برای تست انتخاب کنید.



5 دستگاه را محکم روی پوست خود فشار دهید و در محل نگهدارید.

سیستم ایمنی داخلی از ایجاد فلش ناخواسته در مواقع عدم تماس کامل با پوست جلوگیری می‌کند.



6 تأیید کنید که چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ سفید روشن می‌شود که نشان دهنده تماس کامل با پوست است.




- اگر چراغ «آماده برای فلش زدن» نارنجی است، پوست شما تیره‌تر از آن است که بتوانید لیزر کنید. Lumea سری 9000 را روی یک قسمت روشنتر پوست امتحان کنید.

7 اگر احساس راحتی می‌کنید، هر کدام از تنظیمات را روی پوست خود امتحان کنید:

- وقتی چراغ «آماده برای فلش زدن» سفید است، دکمه فلش روی دسته را یک بار فشار دهید تا روی یک قسمت کوچک از پوست با تنظیم ① امتحان کنید


دستگاه یک صدای پرنش ملایم ایجاد می‌کند. فلش احساس گرمی برایتان ایجاد می‌کند.




## نحوه استفاده از Lumea سری 9000

### A اصلاح موهای زائد و تمیز کردن پوست

- 1 قبل از هر بار لیزر کردن، موها را تا اندازه‌ای اصلاح کنید که پا چشم دیده نشوند. می‌توانید موها را با تیغ، اپیلاسیون یا وکس اصلاح کنید. مطمئن شوید قبل از رویش موهای جدید تا اندازه قابل دید شروع به استفاده از دستگاه کنید. اگر وکس می‌کنید، قبل از استفاده از Lumea سری 9000، 24 ساعت منتظر بمانید.




- 2 پوست‌تان را تمیز و خشک کنید. مطمئن شوید لوسیون یا ژل روی پوست‌تان وجود نداشته باشد.



### B تست کردن پوست 24 ساعت قبل از لیزر

- 1 برای یافتن تنظیم نور صحیح، پوست‌تان را تست کنید:

- برای هر ناحیه جدید بدن.
- پس از اینکه اخیراً برنزه کردید.



- 2 برای تست کردن پوست خود (مشاهده 'ضمانت')، سری مناسب را انتخاب کنید.



## برنامه اصلاح اولیه

برای 4 جلسه اول، هر دو هفته یک بار از Lumea سری 9000 استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه موها اصلاح شده‌اند.

- در بازه زمانی 3 روز قبل یا بعد از تاریخ اصلاح برنامه‌ریزی شده لیزر کنید.

- اگر در بازه زمانی 3 روز قبل یا بعد از تاریخ اصلاح برنامه‌ریزی شده لیزر نکردید، مرحله اولیه را از ابتدا شروع کنید. 4 مرتبه استفاده از دستگاه را به صورت استفاده در هر 2 هفته یک‌بار برنامه‌ریزی کنید.

توجه: اگر مرحله اولیه را از ابتدا شروع نکنید، ممکن است کاهش موثر موها را تجربه نکنید.

توجه: جایگزین کردن یکی از جلسات استفاده از IPL با روش اصلاح موی دیگر (موم، استفاده از اپیلاتور و سایر روش‌ها) کمکی به کاهش مطلوب موها نمی‌کند.

در صورتی که در نظر دارید بین فواصل زمانی استفاده از Lumea سری 9000 به روش دیگری اصلاح کنید، می‌توانید از روش‌های اصلاح موی رایج (بجز کرم‌های موبر) استفاده نمایید.

## مرحله اصلاحی

پس از مرحله اولیه (4 مرتبه استفاده)، توصیه می‌کنیم هر 4 هفته یک‌بار استفاده تکمیلی انجام دهید.

### برنامه اصلاح تکمیلی

هر 4 هفته یک‌بار لیزر کنید. این کار را 8 بار انجام دهید تا موها به نحو موثری کاهش یابند. این کار برای حفظ نتیجه مناسب و لطافت پوست برای ماه‌ها است.

- توصیه می‌کنیم در بازه زمانی 4 روز قبل یا بعد از تاریخ برنامه‌ریزی شده لیزر کنید.

- نتایج استفاده از دستگاه ممکن است بسته به رشد مجدد هر یک از موهای شما و همچنین در بین قسمت‌های مختلف بدن متفاوت باشند.

- اگر مرحله اصلاح تکمیلی را انجام دادید و احساس می‌کنید لازم است لیزر کردن را ادامه دهید (موها مجدداً ظاهر می‌شوند)، توصیه می‌کنیم مرحله اولیه را از ابتدا شروع کنید.

نکته: برنامه استفاده از دستگاه را در تقویم خود ثبت کنید تا جلسات برنامه‌ریزی‌شده برایتان یادآوری شوند.

توجه: استفاده دفعات بیشتر از دستگاه اثر آن را افزایش نمی‌دهد.

## آنچه انتظار می‌رود

### پس از مرحله اولیه

- پس از اولین استفاده، 1 تا 2 هفته طول می‌کشد تا موها بریزد. طی هفته‌های اولیه متعاقب استفاده، کاملاً شاهد رشد موها خواهید بود. احتمالاً این موها در دفعات اولیه استفاده دستگاه در مرحله رشد نبودند.

- بعد از 3-2 بار استفاده، کاهش چشم‌گیری در رشد موها مشاهده خواهید کرد. اما برای اینکه به طور موثری همه موها تحت تأثیر قرار بگیرند، مهم است که روند استفاده را با توجه به برنامه توصیه شده ادامه دهید.

- بعد از 4 بار استفاده، باید کاهش چشمگیر رشد موها را در محل‌های تحت استفاده Lumea سری 9000 مشاهده کنید. حجم موها نیز باید کاهش پیدا کند.



### حین مرحله اصلاح تکمیلی

- همچنان دوره استفاده و بهبود را ادامه دهید (هر 4 هفته) تا نتیجه کار حفظ شود.




## نحوه عملکرد IPL

با استفاده از فناوری نور شدید پالسی (Intense Pulsed Light)، پالس‌های آرام نوری روی پوست وارد می‌آید و توسط ریشه مو جذب می‌شود. هرچه رنگ پوست روشن‌تر باشد و موها تیره‌تر باشند، پالس‌های نور بهتر جذب می‌شوند.



پالس‌های نوری سبب می‌شوند فولیکول‌های مو به حالت استراحت بروند. در نتیجه موها به طور طبیعی می‌ریزند و دوباره رشد نمی‌کنند.



چرخه رشد موها شامل چند مرحله است. فن آوری IPL فقط زمانی مؤثر است که موها در مرحله رشد باشند. همه موها همزمان در چرخه رشد نیستند. به همین دلیل است که توصیه می‌کنیم مرحله اصلاح اولیه (4 اصلاح یا فواصل 2 هفته‌ای) و سپس -مرحله اصلاح تکمیلی (جلسات-اصلاح تکمیلی هر 4 هفته یک بار) را دنبال کنید تا مطمئن شوید همه موها در مرحله رشد به نحو مؤثر اصلاح می‌شوند.

نکته: برای اینکه موها برای مدت طولانی رشد نکنند، توصیه می‌شود هر 4 هفته یک بار جلسه‌های تکمیلی را تکرار کنید.

## رنگ موهای مناسب بدن

اگر موهای پتان بلوند، خاکستری، قرمز یا سفید است، استفاده از Lumea سری 9000 مؤثر نیست، زیرا این رنگ موها نور کافی جذب نمی‌کنند.

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ موی بدنتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ مو در صفحه تاخوردیه مراجعه کنید.

## برنامه توصیه شده برای استفاده

### مرحله اولیه

برای اینکه موها به نحو مؤثری کاهش یابند، برنامه اصلاح اولیه را دنبال کنید.

- آداپتور، دریچه خروج نور و فیلتر سرهای مخصوص ممکن است بعد از استفاده بسیار داغ شوند (بیشتر از 210 درجه سانتی‌گراد). همیشه قبل از لمس آداپتور، دریچه خروج نور و همچنین فیلتر و قطعات داخلی سرهای مخصوص، اجازه دهید ابتدا خنک شوند.
- این دستگاه دارای یک منبع تغذیه جداشونده است که با ضوابط IEC 60601-1 و IEC 60950-1 کلاس II مطابقت دارد. تنها از آداپتور ارائه شده به همراه دستگاه استفاده کنید. از سیم رابط استفاده نکنید. شماره مرجع (AD2069x2002oHF) را می‌توانید روی دستگاه پیدا کنید. حرف 'x' در این شماره به نوع دوشاخه مخصوص کشورتان مربوط می‌شود.
- وقتی دستگاه به برق وصل است، هرگز بدون مراقبت آن را رها نکنید.
- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شد، اتصال آن را از برق جدا کنید.
- دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا در دماهای زیاد قرار ندهید (مثلاً نزدیک اجاق گاز گرم، درون مایکروویو یا اجاق گازهای القایی). در صورت داغ شدن بیش از حد، ممکن است باتری‌ها منفجر شوند.
- اگر باتری‌ها آسیب دیده‌اند یا نشستی دارند، از تماس آنها با پوست یا چشم‌های خود خودداری کنید. در صورت بروز این حالت، فوراً با آب بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
- اگر دستگاه حین استفاده روتین عادی به نحو دیگری کار می‌کند (برای مثال، بو یا لرزش غیرعادی، مدت زمان شارژ طولانی‌تر)، دیگر آن را استفاده و شارژ نکنید و جهت دریافت راهنمایی با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- برنامه توصیه شده برای استفاده دستگاه را دنبال کنید. در صورتی که دفعات استفاده دستگاه را افزایش دهید، خطر بروز واکنش‌های پوستی افزایش می‌یابد.

- ایجاد هیچگونه تغییری در تجهیزات مجاز نیست. هیچ بخشی از دستگاه (برای مثال، باتری، آداپتور یا سیم) را تغییر ندهید، کنار نگذارید یا جدا نکنید، زیرا باعث ایجاد شرایط خطرناک می‌شود.
- هنگام استفاده از دستگاه داخل فلش را نگاه نکنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا نور دستگاه چشم‌های شما را خیره نکند. هرچند برای ایمنی ضروری نیست، اما در صورتی که نور انیت‌تان می‌کند یا شدید است، می‌توانید برای راحتی خود عینک محافظ یا عینک ایمنی استفاده کنید.
- در هر نوبت بیش از یک بار روی یک نقطه خاص پوست از دستگاه استفاده نکنید. این ممکن است واکنش‌های پوستی را تشدید نماید.
- به منظور رعایت بهداشت، دستگاه فقط باید برای یک نفر استفاده شود.
- در نواحی که می‌خواهید دستگاه را بکار ببرید، از گرم‌های موبر استفاده نکنید زیرا مواد شیمیایی آنها ممکن است سبب بروز واکنش‌های پوستی شود.
- نواحی که باید اصلاح شوند را با مداد یا خودکار علامت گذاری نکنید. اینکار می‌تواند موجب سوختگی پوست شود.
- دستگاه را می‌توانید در دمای بین 25- درجه و 70 درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید. دستگاه را در دمای بین 5 درجه و 35 درجه سانتی‌گراد شارژ کرده و استفاده کنید. این دستگاه خارج از این محدوده دمایی کار نخواهد کرد. اینکار می‌تواند موجب سوختگی پوست شود.
- از این محصول فقط برای هدف در نظر گرفته شده استفاده کنید و دستورالعمل‌های کلی و ایمنی باتری تشریح شده در این دفترچه راهنمای کاربر را رعایت نمایید. هرگونه استفاده اشتباه ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و سایر خطرهای جراحات شود.
- اصلاح موها به کمک تابش نور ممکن است در بعضی افراد باعث افزایش رشد موها شود. بر اساس داده‌های فعلی موجود، گروه‌هایی که بیشتر در معرض این واکنش قرار دارند خانم‌های مدیترانه‌ای، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند که اصلاح را روی پوست و گردن انجام می‌دهند.
- اگر دچار حساسیت یا قرمزی پوست شدید، پیش از استفاده از هر محصول دیگری، منتظر بمانید تا این حالت‌ها برطرف شوند. اگر بعد از استفاده محصولات پوستی دچار حساسیت شدید، آنها را با آب بشویید. در صورتی که کماکان واکنش‌های پوستی را تجربه می‌کنید، دیگر از دستگاه استفاده نکنید و با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورتی که پوست بواسطه اصلاح، اپیلاسیون یا وکس کردن دچار تحریک شده است، توصیه می‌کنیم تا زمان رفع تحریکات پوستی از دستگاه استفاده نکنید.
- این دستگاه برای استفاده افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا ذهنی یا کسانی که تجربه و دانش کافی ندارند طراحی نشده است، مگر اینکه نظارت یا دستورالعمل کافی برای استفاده از دستگاه توسط مسئول این افراد ارائه شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند. برای جلوگیری از خطرات بالقوه مانند تماس با خروجی نور، برق گرفتگی، خفگی در نتیجه پیچش کابل‌ها یا انسداد مجاری ناشی از بلع قطعات لازم است دستگاه تحت نظارت استفاده شود.
- برنزه کردن پوست با تابش طبیعی یا مصنوعی نور خورشید ممکن است بر حساسیت و رنگ پوست تأثیر بگذارد. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست دهید.
- پس از هر بار استفاده، قبل از برنزه کردن بعدی حداقل 48 ساعت منتظر بمانید تا مطمئن شوید واکنش پوست برطرف شده است.
- اگر متوجه شدید از زمان استفاده قبلی، رنگ پوست‌تان تغییر کرده است، توصیه می‌کنیم روی پوست‌تان تست کنید و قبل از استفاده بعدی 24 ساعت منتظر بمانید.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را بررسی کنید. هنگام استفاده از دستگاه، مطمئن شوید درپچه حسگر SmartSkin تمیز است تا عملکرد آن دچار مشکل نشود (مشاهده 'D' تمیز کردن و نگهداری پس از اصلاح).

## محل های استفاده

هرگز از این دستگاه در نواحی زیر استفاده نکنید:



- اطراف چشم و نزدیک به ابرو.
- روی لب‌ها، نوک سینه، هاله دور سینه، لبه آلت تناسلی، آلت تناسلی زنان، مقعد، داخل سوراخ بینی و گوش ها.
- اگر در محل های تحت درمان در سه هفته گذشته عمل جراحی انجام داده‌اید.
- مردها نباید از این دستگاه روی صورت و گردن و همچنین محل رویش موی ریش یا در محل آلت تناسلی استفاده کنند.
- در قسمت‌هایی که برای مدت طولانی روی آنها دئودورانت می‌زنید. این کار باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی می‌شود.
- روی هرگونه جسم مصنوعی یا نزدیک آن، مانند ایمپلنت‌های سیلیکون، پورت‌های تزریق زیر پوستی (پخش کننده‌های انسولین) یا حلقه‌های تزئینی روی پوست.

توجه: فهرست ارائه شده کامل نیست. اگر مطمئن نیستید که می‌توانید از این دستگاه استفاده کنید یا خیر، توصیه می‌کنیم با پزشکتان صحبت کنید.

## دستورالعمل‌های ایمنی مهم



### هشدار

- برای استفاده بهینه از دستگاه و پیشگیری/به حداقل رساندن خطر جراحی، واکنش‌های پوستی و عوارض جانبی، این دستورالعمل‌ها را مطالعه کرده و دنبال کنید.
- قبل از استفاده از Lumea سری 9000، پوستتان را تمیز کنید و حتملاً موی آن را بزنید، پوستتان را کامل خشک کنید تا هیچ چربی روی آن نباشد.
- دستگاه و آداپتور را خشک نگه دارید.
- این دستگاه قابل شستشو نیست. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید یا آن را زیر شیر آب نشویید.
- آب و الکتروسیته ترکیب خطرناکی هستند. از این دستگاه در محیط‌های مرطوب استفاده نکنید (مثلاً نزدیک یک وان پر از آب، دوش حمام یا یک استخر پر از آب). رطوبت می‌تواند به دستگاه صدمه بزند و یک خطر ایمنی بالقوه را به همراه داشته باشد.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را بررسی کنید. اگر دستگاه یا آداپتور آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. قسمت آسیب دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.
- در صورت شکستن یا صدمه دستگاه یا آداپتور، به هیچکدام از قسمت‌های داخلی آن دست نزنید تا دچار برق گرفتگی نشوید.
- اگر فیلتر UV درپچه خروج نور و/یا سر مخصوص شکسته است، از دستگاه استفاده نکنید، زیرا در این شرایط نمی‌توان عملکرد ایمن دستگاه را تضمین کرد.
- سعی نکنید دستگاه را شخصاً باز یا تعمیر کنید یا باتری‌های غیرقابل شارژ را تعویض کنید. باز کردن Philips Lumea سری 9000 ممکن است شما را در معرض تماس با قطعات الکتریکی خطرناک و تشعشعات انرژی نوری قرار دهد که هر کدام ممکن است سبب جراحی بدنه و/یا چشم شود.
- برای آزمایش یا تعمیر دستگاه، همیشه به مراکز خدمات مجاز Philips مراجعه کنید. تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است سبب ایجاد وضعیت خیلی خطرناک برای کاربر شود.

- اگر پوست شما تحت درمان با اسیدهای آلفا هیدروکسی (AHA)، بتا هیدروکسی (BHA)، ایزوترتینوئین و اسید آزلائیک است یا در هفته گذشته این موارد را مصرف کرده‌اید.
- اگر در شش ماه گذشته هرگونه ایزوترتینوئین آکوتان یا راکوتان مصرف کرده‌اید. استفاده از این دستگاه می‌تواند پوست را نسبت به هرگونه پارگی، زخم یا حساسیت، حساس تر کند.
- اگر از داروهای فتوسنسیتیو استفاده می‌کنید، جعبه دارو را بررسی کنید و اگر عنوان شده است که ممکن است حساسیت‌های فوتو آلرژیک یا واکنش‌های فوتوتوکسیک ایجاد کند یا اگر لازم است در طول مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور خورشید دور باشید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
- اگر داروهای ضد انعقاد خون مصرف می‌کنید، از جمله حجم زیادی آسپرین به صورتی که نتوانید حداقل 1 هفته قبل از هر جلسه کار با دستگاه، مصرف آن را متوقف کنید.

در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:

- اگر در 3 ماه گذشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی بوده‌اید.
- اگر از مسکن‌هایی استفاده می‌کنید که حساسیت پوست را نسبت به گرما کم می‌کنند.
- اگر داروهای فرونشان ایمنی مصرف می‌کنید.

## آسیب شناسی/اختلالات

در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:

- اگر دیابت دارید یا مبتلا به سایر بیماری‌های سیستمیک یا متابولیک هستید.
- اگر نارسیای احتقانی قلبی دارید.
- اگر بیماری‌های مرتبط با حساسیت به نور مانند بثورات نوری پلی مورفیک (PMLE)، کهیر خورشیدی، پورفیری و سایر موارد دارید.
- اگر قبلاً سابقه اختلالات کلژن داشته‌اید، از جمله سابقه تشکیل گوشت اضافی در ناحیه زخم یا اگر زخم هاپتان به خوبی ترمیم نمی‌شوند.
- اگر در واکنش به نور فلش دچار صرع می‌شوید.
- اگر پوستتان نسبت به نور حساس است و به سادگی دچار جوش یا واکنش‌های حساسیتی می‌شود.
- اگر بیماری پوستی دارید مانند سرطان فعال پوست، یا اگر قبلاً سرطان پوست یا هرگونه سرطان دیگری در محل‌های تحت استفاده این دستگاه داشته‌اید.
- اگر قبلاً سابقه بیماری‌های عروقی داشته‌اید، مانند واریس یا اتساع عروق در محل‌های تحت استفاده.
- اگر مشکلات مربوط به خونریزی دارید.
- اگر بیماری مربوط به سیستم ایمنی دارید (از جمله عفونت HIV یا ایدز).

## شرایط پوست

هرگز از دستگاه در شرایط زیر استفاده نکنید:

- اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولیکول‌های مو، زخم باز، خراش، تب‌خال (تاول تب‌خال)، جراحت یا ضایعه و هماتوم (کیبوی) در محل مورد استفاده دارید.
- بر روی پوست‌های آسیب دیده (دارای سوختگی یا بریدگی)، آفتاب سوخته، یا پوستی که اخیراً برنزه شده یا-در آفتاب برنزه شده است.
- در محل‌های زیر: بدون مشورت با پزشک از استفاده آن روی خال، کک و مک، رگ‌های بزرگ، قسمت‌های لک دار، زخم، بخش‌های مشکل دار پوست خودداری کنید. این کار باعث سوختگی و تغییر رنگ پوست می‌شود و در نتیجه باعث می‌شود که مشکلات مرتبط با پوست سخت تر قابل شناسایی باشد.
- در محل‌های زیر: روی زگیل، تتو یا نواحی دارای آرایش-دائمی.

## نمای کلی دستگاه

- 1 دریاچه خروج نور همراه با فیلتر UV داخلی
- 2 ضمام
  - a سر مخصوص بدن
  - b سر مخصوص صورت (👤)
  - c سر مخصوص بیکینی (👙) (BRI957, BRI958)
  - d سر مخصوص زیر بغل (👙) (BRI957, BRI958)
  - e سر مخصوص اصلاح دقیق (👦) (BRI955)
- 3 حسگر SmartSkin
- 4 سیستم ایمنی داخلی
- 5 منعکس کننده داخل سر مخصوص
- 6 سطوح تماس الکترونیکی
- 7 دریاچه سطوح تماس الکترونیکی
- 8 دکمه فلادش
- 9 دکمه روشن/خاموش
- 10 دکمه تأیید
- 11 دکمه های جابجایی
- 12 چراغ های شدت نور
- 13 دکمه تنظیم توصیه
- 14 چراغ «آماده برای فلش زدن»
- 15 دریاچه های هوا
- 16 سوکت دستگاه
- 17 آداپتور
- 18 فیش کوچک
- 19 کیف لوکس (نشان داده نمی شود)
- 20 پارچه مخصوص تمیز کردن (نشان داده نمی شود)

## موارد منع استفاده



### شرایط

- هرگز از دستگاه در شرایط زیر استفاده نکنید:
- اگر پوستتان از نوع شش است (به ندرت آفتاب سوخته می شوید یا هرگز نمی شوید، بسیار تیره برنزه می شوید). در این صورت خیلی احتمال دارد پوستتان واکنش نشان دهد، مانند زیاد یا کم شدن رنگ دانه های پوست، قرمزی شدید یا سوختگی.
  - اگر باردار هستید یا به نوزاد شیر می دهید، زیرا دستگاه بر روی زنان باردار و زنانی که به نوزاد شیر می دهند آزمایش نشده است.
  - اگر هر نوع ایمپلنت فعال از قبیل دستگاه ضربان ساز، نورواستیمولاتور، پمپ انسولین و موارد مشابه در بدن دارید.

### درمان دارویی/سابقه

در صورت مصرف هر یک از داروهای مندرج در زیر، هرگز از دستگاه استفاده نکنید:

## فهرست مطالب

108	خوش آمدید.....
109	نمای کلی دستگاه.....
109	موارد منع استفاده.....
111	دستورالعمل‌های ایمنی مهم.....
114	نحوه عملکرد IPL.....
114	برنامه توصیه شده برای استفاده.....
115	آنچه انتظار می‌رود.....
116	نحوه استفاده از Lumea سری 9000.....
121	اطلاعات بیشتر درباره Lumea سری 9000.....
121	شارژ دستگاه.....
121	ضمانت.....
123	حسگر SmartSkin.....
124	انتخاب شدت نور.....
124	دو حالت استفاده وجود دارد: "فشار دادن و فلش" و "حرکت و فلش".....
125	زمان استفاده برای هر قسمت.....
126	استفاده از Lumea سری 9000 قبل و بعد از برنزه کردن.....
126	همراه داشتن دستگاه در مسافرت.....
127	بعد از استفاده.....
128	عیب‌یابی.....
130	ضمانت نامه و پشتیبانی.....
130	بازیافت.....
130	مشخصات فنی.....
131	سازگاری الکترومغناطیسی - اطلاعات مطابقت.....
131	توضیح نمادها.....

## خوش آمدید

به دنیای زیبای Lumea سری 9000 خوش آمدید! فقط چند هفته تا رسیدن به پوستی به لطافت ابریشم فاصله دارید.

Philips Lumea سری 9000 از فن آوری نور شدید پالسی (IPL) استفاده می‌کند که یکی از موثرترین روش‌ها در جلوگیری دائم از رشد مجدد موها است. ما از طریق همکاری نزدیک با متخصصین پوست مورد تأیید، از این فناوری نوری که ابتدا در سالن‌های زیبایی حرفه‌ای استفاده می‌شد، استفاده کردیم تا بتوانید راحت، موثر و ایمن در خانه از آن استفاده کنید. Philips Lumea سری 9000 با پوست شما مهربان است و با شدت نوری که برایتان راحت است، راحتی و اصلاح کارآمد را تجربه می‌کنید. موهای زائد را دیگر نخواهید دید. از اینکه هیچ موی زائدی ندارید لذت ببرید و هر روز احساس و ظاهری فوق العاده داشته باشید.

Philips Lumea سری 9000 برای زنان طراحی و ساخته شده است، اما می‌تواند برای استفاده مردان نیز مناسب باشد.

برای بهره‌برداری کامل از خدمات پشتیبانی Philips، محصول خود را ثبت کنید و اطلاعات بیشتر درباره محصول خود را در وبسایت [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) مشاهده کنید که شامل توصیه‌های متخصصین ما، ویدیوهای آموزشی و پرسش‌های متداول می‌باشند تا نهایت استفاده را از Lumea سری 9000 ببرید. توجه: این دستورالعمل‌ها را همیشه همراه دستگاه نگهدارید.

