


PHILIPS





Colgate

SonicPro





1



English 6
Español 26

Introduction

Congratulations on your new Philips Colgate SonicPro power toothbrush! Superior plaque removal, whiter teeth and healthier gums are at your fingertips. Using a combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you're getting the very best clean, every time. Further support and product registration are available to you at: www.philips.com/welcome.

Welcome to the Philips Colgate SonicPro family!

Intended Use

Philips Colgate SonicPro power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. They are intended for consumer home use. Use by children should be with adult supervision.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not immerse the charger in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.

Warning

- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle and charger), stop using it.
- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always replace the charger with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- Keep the cord away from heated surfaces.

Caution

- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean the brush head, handle, or charger in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use this appliance.
- This Philips Colgate SonicPro toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

- Do not use other brush heads than the ones recommended by Philips Colgate SonicPro.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

Battery safety instructions

- Only use original Philips Colgate SonicPro accessories or consumables. Only use detachable supply unit HX6100.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- If the product becomes abnormally hot, gives off an abnormal smell, changes color or if charging takes much longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips directly via a service center or warranty line at www.philips.com/support, or toll free at 800-504-6200.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.

- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips Colgate SonicPro appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes with radio frequency interface (Bluetooth) are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.philips.com/support**

The radio frequency interface in this product operates at 13.56 MHz.

The maximum RF power transmitted by the appliance is 30.16 dBm.

Your SonicPro (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Smart brush head(s)*
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Mode/intensity button*
- 6 Mode light
- 7 Brush head replacement reminder light
- 8 Battery indication
- 9 Charging base
- 10 Travel case (specific types only)*

*Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

Brush heads

Your Philips Colgate SonicPro comes with one or more brush heads which are designed to deliver superior results for your oral care needs.

BrushSync Technology

BrushSync technology enables your brush heads to communicate with your handle using a microchip. This enables the brush head replacement reminder feature.

Brushing modes

Your power toothbrush is equipped with two brushing modes. To toggle between modes press the mode button located below the on/off button before switching the toothbrush on.

Clean mode

Clean is a 2-minute mode. It gives you a thorough and complete clean and is recommended to be used with the Deep Clean brush head.

White mode

White is a 2-minute 30-seconds mode, recommended to be used with the Whitening brush head.

Intensities

Your power toothbrush gives you the option to choose between low and high intensity.

Note: When you use the toothbrush for the first time, the default setting is the low intensity.

The intensity can be changed by pressing the mode/intensity button while brushing. The intensity cannot be changed as long as the handle is powered off or paused.

Battery status and charging

Charging

- 1 Put the plug of the charger in an electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
 - The charger will emit 2 short beeps to confirm that the handle is placed properly.

- The flashing light of the battery level indicator shows that the toothbrush is charging.
- When handle is fully charged on the charger, the battery light shows solid green for 30 seconds and switches off.

Note: Your toothbrush comes pre-charged for first use. After first use, charge for at least 24 hours.


Battery status (when handle is not on charger)

When removing the SonicPro from the charger, the battery light at the bottom of the toothbrush will indicate the status of the battery life.

- Solid green LED: full battery
- Flashing green LED: medium battery
- Flashing amber LED and three beeps: low battery
- Flashing amber LED and two sets of five beeps: No brushing sessions left (charge toothbrush)

Using your SonicPro


Brushing instructions



- 1 Firmly press the brush head down onto the metal shaft of the handle until it stops. The brush head bristles should be facing the same direction as the front of the handle.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle.


14 English



2 Wet the bristles.




3 Apply a small amount of toothpaste on the bristles.



4 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.



5 Press the power on/off button to turn on the toothbrush.





6 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth.

Note: The bristles should slightly flare. Do not scrub.



- 7** To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Note: A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing.



- 8** To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide the mouth into 4 sections using the Quadpacer feature. The Quadpacer feature beeps every 30 seconds over 2 minutes.

- 9** Brush for the full 2 minutes following the Quadpacer.
- In Clean mode, after 2 minutes the handle will automatically shut off.
 - In White mode, after 2 minutes the handle will continue to brush for an additional 30 seconds so you can polish and brighten your front teeth.
 - In Gum Care mode, after 2 minutes the handle will continue to brush for an additional minute so you can gently stimulate and massage your gums.

After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs.

Note: Your SonicPro is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Note: When the Philips Colgate SonicPro toothbrush is used in clinical studies, it must be used in the Clean mode (for plaque and gum health claims) or in White mode (for whitening claims) at high intensity with EasyStart turned off.

Features

- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor
- Quadpacer


EasyStart

The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to brushing with the SonicPro. The EasyStart feature works in all brushing modes.

Note: This SonicPro comes with the EasyStart feature deactivated. To activate EasyStart see 'Activating or deactivating features'.

Note: To achieve clinical efficacy, EasyStart needs to be deactivated.

Brush head replacement reminder



Your SonicPro is equipped with BrushSync technology that tracks the wear of your brush head.

- 1** When attaching a new smart brush head for the first time the brush head replacement reminder light blinks green three times. This confirms you have a Philips brush head with BrushSync technology.
- 2** Over time, based on the pressure you apply and the amount of time used, the handle will track brush head wear in order to determine the optimal time to change your brush head. This feature gives you the guarantee for the best cleaning and care of your teeth.
- 3** When the brush head replacement reminder light lights up amber, you should replace your brush head.

Note: This SonicPro comes with the brush head replacement reminder activated. To deactivate the brush head replacement reminder see 'Activating or deactivating features'.

Note: The brush head replacement reminder only works in combination with SonicPro smart brush heads (see 'Brush heads').

Note: You can only activate or deactivate the brush head replacement reminder when a smart brush head is on the handle.

Note: New smart brush heads come with the brush head replacement reminder activated.

Pressure sensor

Your SonicPro is equipped with an advanced sensor that measures the pressure you apply while brushing. If you apply too much pressure, the toothbrush will provide immediate feedback to indicate that you need to reduce the pressure. This feedback is given by a change in vibration and therefore brushing sensation.

Note: This SonicPro comes with the pressure sensor activated. To deactivate the pressure sensor see 'Activating or deactivating features'.

Quadpacer

The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the different sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected (see 'Brushing modes'), the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle.


Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor

To activate or deactivate these features, follow the instructions below:

Step 1: Place the handle on the charger.




Step 2: Press and hold the power button for:

EasyStart	Brush head replacement reminder	Pressure sensor
Up to 3 seconds	Up to 5 seconds	Up to 7 seconds
↓	↓	↓




Step 3: Let go power button when you hear

1 beep	2 beeps	3 beeps
↓	↓	↓



If you see the brush head replacement light and battery indication light blink green 2 times, and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.

OR




If you see the brush head replacement light and battery indication light blink amber once, and hear 3 tones from high to low, then the feature has been deactivated.

Cleaning

Warning: Do not clean the brush head, travel cap, handle, charger or travel case in the dishwasher.

Note: Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar or bleach to clean the handle, brush head or charger, as this may cause discoloration.

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head from the handle and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal at the top of the handle with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.


Brush head



- 1 Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.
- 2 Rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.



- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug the charger from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Locating the model number

Look on the bottom of the SonicPro toothbrush handle for the model number (HX68xx).

Recycling




- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removing the rechargeable battery

Warning: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it. Any attempt to remove the battery will void the warranty.

- To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.


- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the toothbrush and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the toothbrush.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.




- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.


Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.

- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.







5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.



6 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame.




7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.



8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.



9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Warranty and support

If you need information or support, contact our Consumer Care Center at 800-504-6200, visit **www.philips.com/support**, or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Introducción

¡Felicidades por haber adquirido su nuevo cepillo dental eléctrico Philips Colgate SonicPro! Ahora cuenta con la mejor eliminación de placa, dientes más blancos y encías más saludables al alcance de su mano. Al contar con una combinación de tecnología sónica suave y funciones clínicamente desarrolladas y demostradas, podrá tener la confianza de que obtiene la mejor limpieza cada vez que usa este cepillo. Si desea obtener asistencia o registrar su producto, visite la siguiente dirección: www.philips.com/welcome.
¡Le damos la bienvenida a la familia Philips Colgate SonicPro!

Uso indicado

Los cepillos dentales eléctricos Philips Colgate SonicPro están diseñados para eliminar la placa adherida y los residuos de comida de los dientes para reducir las caries dentales y mejorar y mantener la salud bucal. Están diseñados para el uso doméstico del consumidor. Los niños siempre deben utilizar estos productos bajo la supervisión de un adulto.

Información de seguridad importante

Únicamente utilice este producto para su fin previsto. Antes de usar el producto, sus pilas y accesorios, lea atentamente esta información

importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves.

Peligro

- Mantenga el cargador lejos del agua. No coloque ni guarde el dispositivo en un lugar desde donde pueda caerse a una tina o lavabo.
- No sumerja el cargador en agua ni en cualquier otro líquido.
- Después de limpiarlo, asegúrese de que esté completamente seco antes de conectarlo al enchufe de pared.

Advertencia

- Este dispositivo lo pueden utilizar niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos ni experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y si saben los riesgos que conlleva su uso. El mantenimiento del usuario y la limpieza no deben ser realizados por un niño sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Si el dispositivo se daña de alguna manera (en el cabezal, en el mango y el cargador), deje de usarlo.
- El cable principal de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable principal se daña, deseche el cargador.

- Siempre reemplace el cargador con uno del tipo original para así evitar cualquier peligro.
- Este dispositivo no contiene partes reparables por el usuario. Si el dispositivo se daña, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de su país (ver 'Garantía y asistencia').
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No utilice el cargador en exteriores o cerca de superficies con calor.

Precaución

- No limpie el cabezal del cepillo, el mango o el cargador en el lavavajillas.
- Si le han realizado alguna cirugía oral o de encías en los 2 meses previos, consulte a su dentista antes de usar este dispositivo.
- Consulte a su dentista si hay un sangrado excesivo después de haber usado el dispositivo o si el sangrado sigue ocurriendo después de 1 semana de uso. También consulte a su dentista si experimenta incomodidad o dolor cuando utilice el dispositivo.
- El cepillo dental Philips Colgate SonicPro cumple con los estándares de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de usarlo.

- Si tiene problemas médicos, consulte a su doctor antes de usar este dispositivo.
- Este dispositivo ha sido diseñado solamente para la limpieza de dientes, encías y lengua. No lo utilice para ningún otro propósito. Deje de usar el dispositivo y contacte a su médico si experimenta cualquier incomodidad o dolor.
- Este aparato es un dispositivo de aseo personal y no debe usarse en múltiples pacientes en un consultorio o clínica dental.
- No utilice otros cabezales del cepillo más que aquellos recomendados por Philips Colgate SonicPro.
- Deje de usar una cabeza del cepillo con cerdas aplastadas o dobladas. Reemplace la cabeza del cepillo cada 3 meses o antes si aparecen signos de uso.
- Evite el contacto directo con los productos que contengan aceites esenciales o aceite de coco. Este tipo de contacto puede causar que se desprendan las cerdas.

Instrucciones de seguridad para las baterías

- Usa solo accesorios o componentes consumibles originales Philips Colgate SonicPro. Utiliza únicamente la unidad de suministro desmontable HX6100.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.

- Si el producto se pone anormalmente caliente, despidе un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo, y comuníquese con Philips.
- Si el producto se calienta mucho, produce un olor anormal, cambia de color o si cargarlo toma más tiempo que lo habitual, deja de usar y cargar el producto, y comuníquese con Philips directamente mediante el centro de servicio o la línea de garantía en www.philips.com/support o la línea gratuita 800-504-6200.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips Colgate SonicPro cumple con todos los estándares y las normas aplicables de exposición a campos electromagnéticos.

Normativas del equipo de radio

Por la presente, Philips declara que los cepillos dentales eléctricos con interfaz de radiofrecuencia (Bluetooth) cumplen con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.philips.com/support

La interfaz de radiofrecuencia de este producto funciona a 13,56 MHz.

La potencia de radiofrecuencia máxima transmitida por el aparato es de 30,16 dBm.

Tu SonicPro (Fig. 1)

- 1 Capuchón higiénico
- 2 Cabezales del cepillo inteligente*
- 3 Mango
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Botón de modo/intensidad*
- 6 Luz de modo
- 7 Luz de recordatorio de reemplazo del cabezal de cepillo
- 8 Indicación de batería
- 9 Base de carga
- 10 Estuche de viaje (tipos específicos solamente)*

*Nota: El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera.

Cabezales de cepillo

Tu Philips Colgate SonicPro incluye uno o más cabezales del cepillo que están diseñados para brindar resultados superiores a tus necesidades de cuidado bucal.

Tecnología BrushSync

La tecnología BrushSync permite que los cabezales del cepillo se comuniquen con el mango mediante un microchip. Esta activa la función de recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo.

Modos de cepillado

El cepillo dental eléctrico viene equipado con dos modos de cepillado: Para alternar entre

los modos, presione el botón de modo que se encuentra debajo del botón encendido/apagado antes de encender el cepillo dental.

Modo Clean

Clean es un modo de 2 minutos. Te brinda una limpieza completa y exhaustiva y se recomienda usar con el cabezal del cepillo Deep Clean.

Modo White

White es un modo de 2 minutos y 30 segundos, recomendado para usarse con el cabezal del cepillo Whitening.

Intensidades

Su cepillo dental eléctrico le brinda la opción de elegir entre una intensidad alta o una baja:

Nota: Cuando usa el cepillo dental por primera vez, la intensidad baja es el ajuste predeterminado.

Se puede cambiar la intensidad presionando el botón de modo/intensidad al cepillarse. La intensidad no se puede cambiar cuando el mango está apagado o en pausa.

Estado y carga de la batería

Carga

- 1 Coloca la clavija del cargador en un tomacorriente eléctrico.
- 2 Coloca el mango en el cargador.

- El cargador emitirá 2 pitidos cortos para confirmar que el mango esté colocado correctamente.
- La luz parpadeante del indicador del nivel de batería muestra que el cepillo dental está cargando.
- Cuando el mango está cargado completamente en el cargador, la luz de la batería se muestra permanentemente en verde durante 30 segundos y, luego, se apaga.

Nota: Tu cepillo dental está precargado para el primer uso. Después del primer uso, cárgalo al menos durante 24 horas.


Estado de la batería (cuando el mango no está en el cargador)

Cuando quitas el SonicPro del cargador, la luz de la batería en la parte inferior del cepillo dental indicará el estado de la vida de la batería.

- LED verde permanente: batería completa
- LED verde parpadeante: batería media
- LED ámbar parpadeante y tres pitidos: batería baja
- LED ámbar parpadeante y dos series de cinco pitidos: No quedan sesiones de cepillado (carga el cepillo dental)


Uso del SonicPro

Instrucciones de cepillado



- 1 Presiona de manera firme el cabezal del cepillo en el eje metálico del mango hasta que se detenga. Las cerdas del cabezal del cepillo deben estar en la misma dirección que la parte delantera del mango.


Nota: Es normal ver una ligera abertura entre el cabezal del cepillo y el mango.



- 2 Humedece las cerdas.




- 3 Aplica un poco de pasta de dientes en las cerdas.



- 4 Coloca las cerdas del cepillo dental contra los dientes en un ángulo leve (45 grados), presionando con firmeza para hacer que las cerdas alcancen la línea de las encías o ligeramente debajo de la línea de las encías.

Nota: Mantenga el centro del cepillo en contacto con los dientes en todo momento.



- 5** Presiona el botón de encendido/apagado para encender el cepillo dental.




- 6** Mantén cuidadosamente las cerdas sobre los dientes y la línea de las encías. Cepíllate los dientes con movimientos pequeños hacia adelante y atrás, para que las cerdas alcancen el espacio entre los dientes.

Nota: Las cerdas deben brillar ligeramente. No lo heche a perder.




- 7** Para limpiar las superficies interiores de los dientes frontales, inclina el mango del cepillo de modo semivertical y haz varios cepillados superpuestos verticales en cada diente.

Nota: Un cambio de vibración (y un cambio ligero en sonido) te alerta cuando aplicas mucha presión al cepillarte.



- 8** Para asegurarte de cepillar uniformemente toda la boca, divide la boca en 4 secciones, usando la función Quadpacer. La función Quadpacer emite un pitido cada 30 segundos durante 2 minutos.



- 9** Cepilla durante 2 minutos completos siguiendo el Quadpacer.
- En modo Clean, después de 2 minutos, el mango se apagará automáticamente.

- En modo White, después de 2 minutos, el mango continuará cepillando durante 30 segundos adicionales para que puedas pulir y dar brillo a los dientes frontales.
- En modo Gum Care, después de 2 minutos, el mango continuará cepillando durante un minuto más para que puedas estimular y masajear con cuidado las encías.

Después de haber completado el ciclo de cepillado, puedes pasar tiempo adicional cepillando las superficies de masticación de los dientes y las áreas en las que se encuentran manchas.

Nota: Es seguro usar tu SonicPro en lo siguiente:

- Brackets de ortodoncia (los cabezales del cepillo se desgastan con mayor rapidez cuando se usan en brackets de ortodoncia)
- Restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas)

Nota: Cuando el cepillo dental Philips Colgate SonicPro se usa en estudios clínicos, se debe usar en el modo Clean (para estudios sobre salud de las encías y placas) o en modo White (para estudios de blanqueamiento) en alta intensidad con la función EasyStart desactivada.

Funciones

- EasyStart
- Recordatorio de reemplazo del cabezal de cepillo
- Sensor de presión
- Quadpacer

EasyStart


La función EasyStart aumenta ligeramente la potencia en los primeros 14 cepillados para que puedas acostumbrarte a cepillar con el SonicPro. La función EasyStart funciona en todos los modos de cepillado.

Nota: Este SonicPro tiene la función EasyStart desactivada. Para activar EasyStart, consulta “Activación o desactivación de funciones”.

Nota: Para lograr la eficacia clínica, se debe desactivar EasyStart.

Recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo

Tu SonicPro está equipado con tecnología BrushSync que supervisa el desgaste del cabezal del cepillo.



- 1 Cuando coloque un nuevo cabezal del cepillo inteligente por primera vez, la luz del recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo parpadeará tres veces en color verde. Esto confirma que cuentas con un cabezal de cepillo Philips con tecnología BrushSync.

- 2 Con el tiempo, según la presión que apliques y la cantidad de tiempo usado, el mango supervisará el desgaste del cabezal del cepillo con el fin de determinar el tiempo óptimo en el que se debe cambiar el cabezal del cepillo. Esta función te garantiza la mejor limpieza y cuidado de los dientes.
- 3 Cuando la luz del recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo se enciende en color ámbar, debes reemplazar el cabezal del cepillo.

Nota: Este SonicPro tiene el recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo activado. Para desactivar el recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo, consulta “Activación o desactivación de funciones”.

Nota: El recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo solo funciona en combinación con cabezales (ver 'Cabezales de cepillo') del cepillo inteligente SonicPro.

Nota: Solo puedes activar o desactivar el recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo cuando un cabezal del cepillo inteligente se encuentre en el mango.

Nota: Los nuevos cabezales del cepillo inteligente tienen activado el recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo.

Sensor de presión

Tu SonicPro está equipado con un sensor avanzado que mide la presión que aplicas al cepillarte. Si aplicas mucha presión, el cepillo dental proporcionará una retroalimentación inmediata para indicar que necesitas disminuir la presión. Esta retroalimentación se produce en función de un cambio en la vibración y, por lo tanto, en la sensación de cepillado.

Nota: Este SonicPro tiene activado el sensor de presión. Para desactivar el sensor de presión, consulta “Activación o desactivación de funciones”.

Quadpacer

El Quadpacer es un temporizador de intervalos que tiene un bip corto y pausa para recordarle que cepille diferentes secciones de su boca dependiendo del modo de cepillado seleccionado (ver 'Modos de cepillado'), el Quadpacer emite sonidos de bip en diferentes intervalos durante el ciclo de cepillado.

Activar o desactivar funciones

Puede activar o desactivar las siguientes funciones en su cepillo dental.

- EasyStart
- Recordatorio de reemplazo del cabezal de cepillo
- Sensor de presión

Para activar o desactivar estas funciones, siga las siguientes instrucciones:

Paso 1: Coloca el mango en el cargador.




Paso 2: Mantén presionado el botón de encendido para las siguientes funciones:

EasyStart	Recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo	Sensor de presión
hasta 3 segundos	hasta 5 segundos	hasta 7 segundos
↓	↓	↓




Paso 3: suelta el botón de encendido al escuchar lo siguiente:

1 pitido	2 pitidos	3 pitidos
↓	↓	↓



Si ves que la luz de reemplazo del cabezal del cepillo y la luz de indicación de batería parpadean 2 veces en verde y, además, escuchas 3 sonidos de bajo a alto, significa que la función se activó.

○




Si ves que la luz de reemplazo del cabezal del cepillo y la luz de indicación de batería parpadea una vez en color ámbar y, además, escuchas 3 sonidos de alto a bajo, significa que la función se desactivó.

Limpieza

Advertencia: No limpie el cabezal del cepillo, la tapa para viaje, el mango, el cargador o el estuche de viaje en el lavavajillas.

Nota: No uses alcohol isopropílico, vinagre o blanqueador para limpiar el mango, el cabezal del cepillo ni el cargador, porque podría causar decoloración.

Mango del cepillo dental




- 1 Quita el cabezal del cepillo del mango y enjuaga el área del eje metálico con agua tibia. Asegúrate de quitar los residuos de pasta de dientes.

Precaución: No empuje la junta de goma en la parte superior del mango con objetos afilados, porque podría causar daños.

- 2 Limpie la superficie del mango con un paño húmedo.

Cabezal del cepillo



- 1 Quita el cabezal del cepillo del mango y enjuágalo exhaustivamente.
- 2 Enjuaga la conexión del cabezal del cepillo con agua tibia al menos una vez por semana.

Cargador

- 1 Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.



- 2 Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo. Asegúrese de eliminar los residuos de pasta de dientes o cualquier otro residuo de la superficie del cargador.

Almacenamiento

Si no usará el producto durante un largo período, desconecta el cargador del tomacorriente eléctrico, límpialo y guárdalo en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa.

Localizar el número de modelo

Mira la parte inferior del mango del cepillo dental SonicPro para consultar el número de modelo (HX68xx).

Reciclar




- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos normales.
- Siga las reglas de su país para la recolección por separado de los productos eléctricos y electrónicos, así como de las baterías.

Remover la batería recargable

Advertencia: No quite la batería recargable hasta que deseche el aparato. Asegúrese de que la batería está completamente


descargada cuando la quite. Cualquier intento de remover la batería anulará la garantía.

- Para extraer la batería recargable se necesita una toalla o paño, un martillo y un destornillador plano normal. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.
- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, quita el mango del cargador, enciende tu cepillo dental y déjalo funcionar hasta que se detenga. Repite este paso hasta que ya no puedas encender el cepillo dental.
 - 2 Extraiga y deseche el cabezal del cepillo. Cubra el mango completo con una toalla o paño.




- 3 Sostenga la parte superior del mango con una mano y golpee la carcasa del mango 0,5 pulgadas por encima del extremo inferior. Usando un martillo, golpee con firmeza sobre los 4 lados para retirar la tapa.


Nota: Es posible que necesite golpear varias veces para romper las piezas de encaje a presión internas.




- 4 Retire la tapa del mango del cepillo. Si no puede retirar la tapa de la carcasa con facilidad, repita el paso 3 hasta que la tapa quede liberada.




- 5 Con el mango sostenido al revés, presione el eje sobre una superficie dura. Si los componentes internos no se desprenden fácilmente de la carcasa, repita el paso 3 hasta que los componentes internos queden liberados.



- 6 Mete a presión el destornillador entre la batería y el armazón negro en la parte inferior de los componentes internos. Entonces haz palanca con el destornillador, separándolo de la batería, para romper la parte inferior del armazón negro.




- 7 Inserta el destornillador entre el fondo de la batería y el armazón negro para romper la pestaña metálica que une la batería con el circuito impreso verde. Esto liberará el extremo inferior de la batería del armazón.



- 8 Sostén la batería y jala para separarla de los componentes internos y romper la segunda pestaña metálica de la batería.

Precaución: Tenga cuidado con los bordes afilados de las pestañas de la batería para evitar lesionarse los dedos.



- 9 Cubra los contactos de la batería con cinta para evitar cortos circuitos provocados por cargas residuales de la batería. La batería recargable se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.

Garantía y asistencia

Si necesitas información o asistencia, comunícate con el Centro de atención al cliente al 800-504-6200, visita **www.philips.com/support** o lee el folleto de garantía internacional.

Restricciones de la garantía

Los términos de la garantía internacional no cubren lo siguiente:

- Cabezales del cepillo
- Daño causado por uso de partes de reemplazo no autorizadas
- Daño causado por uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas
- Desgaste normal y rayones, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

© 2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV) All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Colgate and the Colgate logo are the registered trademarks of Colgate-Palmolive Company.

O nome Colgate e o logotipo Colgate são marcas comerciais registadas da Colgate-Palmolive Company.

3000.066.6693.1 (2021-04-29)

