



ENGLISH

Introduction

The Philips Avent breast milk storage bags offer a safe and convenient way to collect your precious breast milk. They are made of dual-layer, reinforced plastic and have a strong seal, to ensure your milk remains protected while being stored. A wide and sturdy opening ensures safe and easy filling and pouring. For ultimate hygiene, every bag comes disinfected with a tamper-evident seal.

Important

Read this user manual carefully before you use the breast milk storage bags. Keep the user manual and product packaging for future reference.

Warning

- Do not microwave (Fig. 1).
- Keep the breast milk storage bags out of the reach of children.
- Always check the temperature of the milk before you feed your baby.
- To prevent the milk from overheating, do not defrost the breast milk storage bag with breast milk in the microwave, in freshly boiled water or in a bottle warmer.

Caution

- The Philips Avent breast milk storage bags have a limited shelf life, with an expiration date of 5 (five) years. The packaging of the milk storage bags contains the production/fabrication (FAB) date and expiration (EXP) date. Do not use the breast milk storage bags after the expiration date, but discard them. Before the expiration date, it is safe to use your breast milk storage bags if the bags are still unopened, not damaged, appear clean, are not sticky and have been stored in a clean, dark place, away from direct sunlight.

- To ensure stability and protect the product from deterioration, follow the storage instructions.
- You can store breast milk in the storage bag in the refrigerator for up to 4 days or in the freezer for up to 6 months.
- Never refreeze thawed breast milk or add fresh breast milk to already frozen breast milk.
- The breast milk storage bags are intended for one-time use only.
- Thoroughly wash your hands before you fill and empty the breast milk storage bags.

Filling the breast milk storage bag

1 Use a pen to write down the date of expression and other information on the labeling area. Do not write on the filling part to prevent puncturing the bag (Fig. 2).

2 Open the breast milk storage bag by tearing off the tamper-evident seal at the top of the bag (Fig. 3). Keep the torn-off seal away from children and dispose of it safely.

3 To open the bag, place your thumbs inside the plastic above the zip and gently pull both sides apart (Fig. 4).

4 Pour the expressed milk into the bag. Do not fill the bag beyond the 180 ml/6 oz level, as breast milk expands when frozen (Fig. 5). The actual amount of milk in the bag may deviate slightly from the level indications on the bag.

5 Carefully remove excess air by flattening the part of the bag above the milk (Fig. 6).

6 Seal the bag by closing the zip (Fig. 7).

Defrosting breast milk

To defrost breast milk overnight, place the breast milk storage bag in the refrigerator.

To defrost breast milk prior to feeding, place the breast milk storage bag in warm water.

Pouring milk from the breast milk storage bag

1 Tear off the labeling area to eliminate potential contamination of the breast milk during pouring (Fig. 8).

2 Open the bag, place your thumbs inside the plastic above the zip and pull both sides apart (Fig. 9).

3 Hold the bag by the zip and pour the milk into a container (Fig. 10).

Tip: Lightly squeeze the zip to make pouring easier.

4 Throw away the breast milk storage bag after use. Do not reuse the breast milk storage bag.

5 To heat the milk, place the container with defrosted milk in a bottle warmer or in a bowl of hot water.

Note: Always discard any breast milk that is left over at the end of a feed.

Storage

Keep dry and avoid direct sunlight.

Storage temperature: -25 °C to 70 °C.

Support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support

Explanation of symbols

This symbol indicates:

- that the material used for the packaging is corrugated board (Fig. 11).
- that the material used for the packaging is non-corrugated cardboard/ fiberboard (Fig. 12).
- that the material used for the plastic packaging bag is low density polyethylene (Fig. 13).
- that the product must be kept out of direct sunlight (Fig. 14).

AZƏRBAYCANCA

Giriş

Philips Avent ana südü saxlama torbaları dayarıla ana südünü toplamağın təhlükəsiz və rahat yoluylu təklif edir. Bu torbalar gücləndirilmiş ikiqat plastikdən hazırlanıv və südünənən saxlanan zaman daqmın orumasını təmin etmək üçün güclü kiplasdırıcı ilə təchiz olunub. Geniş və sağlam ağız hissəsi südün təhlükəsiz və asan şəkildə doldurulması və süzüləməsinə təmin edir. Mütləq qızışçıları təmin etmək üçün hər bir torba dezinfeksiya edilərlər yənlər bir dəfə açıla bilən pliomla təchiz olunur.

Vacib

Süd saxlam torbalarından istifadə etməzdən əvvəl bu istifadəçi kitabçasını diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın. İstifadəçi kitabçasını və məhsulun qablaşdırılmasını gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Xəbərdarlıq

- Həc vaxt mikrodalğalı sobadan (Şək. 1) istifadə etməyin.
- Ana südü saxlama torbalarını uşaqların əli çatmayan yerde saxlayın.

- Həmisi körpəni yedidzirdəmdən əvvəl südün temperaturunu yoxlayın.

- Südün həddən artıq isiməsinin qarşısını almaq üçün içərisində ana südü olan saxlama torbasını mikrodalğalı sobada, təzəcə qaynadılmış suda və ya butulkə qızdırıcılarında istitməyin.

Dikkat

- Philips Avent ana südü saxlama torbaları məhdud yararlıq müddətinə malikdir və etibarlılıq müddəti cami 5 (bes) ildir. Süd saxlama torbasının qablaşdırılmasında istehsal tarixi (FAB) və son istifadə tarixi (EXP) göstərilir. Etibarlılıq müddəti sona çatmış ana südü saxlama torbalarını istifadə etməyin. Onları utilizasiya edin. Əgar ana südü saxlama torbası həla açılmayıbsa, zədələnməyibse, təmiz görünürse, yapışqan deyilsə və birbaşa günəş şüalarının düşmədiyi təmiz quru yerdə saxlanıbsa, etibarlılıq müddəti sona çatmadan əvvəl doldurulmuş istifadə etmək təhlükəsizdir.
- Məhsulun stabilliyini təmin etmək və onu pişirşəmdən qorumaq üçün saxlama talimatlarına amal edin.
- Ana südü saxlama torbasını soyuducuda 4 günə qədə və ya dondurucuda 6 aya qədər saxlaya bilərsiniz.
- Əridilmiş ana südünü heç vaxt yenidən dondurmayın və ya donmuş ana südünə təzə süd əlavə etməyin.
- Ana südü saxlama torbaları yalnız bir dəfə istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- Ana südü saxlama torbasını doldurmadan və ya boşaltmadan əvvəl əllərinizi yaxşıca yuyun.

Ana südü saxlama torbasının doldurulması

1 Qalmaqla istifadə edərək sahiləşmə tarixini və digər məlumatları etiket sahəsində qeyd edin. Torbanın (Şək. 2) deşimləməsi üçün doldurulma hissəsinə yaxınlaşın.

2 Ana südü saxlama torbasını torbanın (Şək. 3) üst hissəsindəki birdəfəlik plombu vərtarəq açın. Yürtülmüş plombu usaqların əli çatmayan yerdə saxlayın və təhlükəsiz şəkildə istifadə etməyin.

3 Torbanı açmaq üçün baş barmaqlarını torbanın kontakt lenti üzərində qalan hissəsinə salıb hər iki tərəfi emhalca aralayın (Şək. 4).

4 Sağlımlı süd torbaya sızdırın. Torbanı 180 ml/6 unsiya səviyyəsindən artıq doldurmayın, cümlə ana südü dondurulduğu zaman (Şək. 5) genişlənir. Torbadakı südün faktiki miqdarı torbanın üzərindəki səviyyə göstəricilərindən cüzi fərgi ola bilər.

5 Torbanın süddən (Şək. 6) yuxarıda qalan hissəsini düzəldirərək artıq qalan havanı diqqatlı çıxarıın.

6 Kontakt lenti (Şək. 7) bağlayaraq torbanı kipləşdirin.

Ana südünün donunun açılması

Gecədan qalmış ana südünün donunu açmaq üçün saxlama torbasını soyuducuda yerləşdirin. Körpəni yedidzirdəmdən əvvəl ana südünün donunu açmaq üçün saxlama torbasını ilq suya yerləşdirin.

Ana südüləmə torbasından südün süzülməsi

1 Süzülmə (Şək. 8) zamanı ana südünün çıırlanması ehtimalını aradan qaldırmaq üçün etiket sahəsini yirtin.

2 Torbanı açmaq üçün baş barmaqlarını torbanın kontakt lenti üzərində qalan hissəsinə salıb hər iki tərəfi aralayın (Şək. 9).

3 Torbanı kontakt lenti hissəsinə tutub südü konteynerə (Şək. 10) sızdırın. İpucu: Südü daha asan süzmək üçün kontakt lenti bir qədər sıxın.

4 İstifadə etdikdən sonra ana südü saxlama torbasını utilizasiya edin. Ana südüləmə torbasının takrar istifadə etməyin.

5 Südü isitmək üçün içərisində donu açılmış ana südü olan konyteyneri dəha ilq butulkaya və ya isti su kasasına yerləşdirin.

Qeyd: Həmisi yedidzirdəmdən sonunda qalmış artıq ana südünü atın.

Saxlanma

Birbaşa günəş şüalarının düşmədiyi quru yerdə saxlayın. Saxlama temperaturu: -25 °C-dən 70 °C-yə qədər.

Dəstək

Məlumat və ya dəstəyə ehtiyacınız varsa, www.philips.com/support web-sitینə daxil olun.

Simvolların izahı

- Bu simvolların göstərişleri:
- qablaşdırma üçün istifadə olunan material būzməli kartondur (Şək. 11).
 - qablaşdırma üçün istifadə olunan material būzməsiz karton və ya ağac lifli lövhədir (Şək. 12).
 - plastik qablaşdırma torbası üçün istifadə olunan material aşağıdakılardandır (Şək. 13).
 - mahsul birbaşa günəş şüalarının (Şək. 14) düşmədiyi yerdə saxlanmalıdır.

5 ფრთხილად მოაცემული ზედმეტი ჰარი, ამისათვის გააბრტყელეთ

ჩანთის ნაწილი რძის ზემოთ (ნახ. 6).

6 დაღუქეთ ჩათა ელვის შეკვრის მეშვეობით (ნახ. 7).

რძის გაღდობა

ღამის განვალობაში რძის გასაღლობად, რძის შესანახი ჩანთა მაცევვარი მოთავსეთ.

ბავშვის კვების წინ რძის გასაღლობად, რძის შესანახი ჩანთა თბილ წყლის მიათვავთ.

რძის შესანახი ჩანთიდან რძის ჩამოსხმა

1 მოაწორეთ ეტკეტი ჩამოსხმისას რძის დაბრნერზებს
პოტენციური შესაძლებლობის აღმოსაფხვრელად (ნახ. 8).

2 ჩანთის გასახსნელად, მოათავსეთ დიდი თითები პლასტიკის
შიგნით, ელვის ზემოთ და ფრინხილად მიწაზეთ სხვადასხვა
მხარეს (ნახ. 9).

3 დაიჭირეთ ჩანთა ელვა-შესაკრავით და გადაასხით რძე
კონტეინერში (ნახ. 10).

მიმიკება: ოდნავ მოუჭირეთ ელვა-შესაკრავს, ჩამოსხმის
გასასველობლოდ.

4 გამოყენების შემდეგ გადააგდეთ რძის შესანახი ჩანთა. რძის
შესანახი ჩანთის ხელახლა გამოყენება დაუშვებელია.

5 რძის გასათობად, მოათავსეთ გამლივლი რძით სავსე
კონტეინერი ბორელის გამოთხველი ან ცხელ წლილან თასში.

შენიშვნა: ყუველითვის გადააქციერეთ ქაშს რძე, რომელიც დარჩი
კვების დასრულების შემდეგ.

შენახვა

შენახვით მშრალ ადგილას და მოარიცეთ მზის პირდაპირ სხივებს.
შენახვის ტემპერატურა: -25 °C-დან 70 °C-მდე.

მხარდაჭერა

თუ გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია ან დახმარება, ეწვიეთ
სატეს www.philips.com/support.

სიმღლოების განმარტება

ეს სიმღლი მიუთითებს:

- რიმ შეფუთვისთვის გამოყენებული მასალა არის გოფრირებული
მუყაო (ნახ. 11).

- რიმ შეფუთვისთვის გამოყენებული მასალა არის არა-
გოფრირებული მუყაო (ნახ. 12).

- რიმ შეფუთვის პლასტიკის ჩანთისთვის გამოყენებული მასალა
არის დაბალი სიმკვრივის პლიეტილენი (ნახ. 13).

- რიმ პრიდუქტი უნდა მოარიცოთ მზის პირდაპირ სხივებს (ნახ. 14).