



**PHILIPS**

VisaCare

SC6250









English 6  
Eesti 23  
Latviešu 40  
Lietuviškai 57  
Magyar 74  
Slovensky 92

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

What is VisaCare Prestige and how can it help your skin?

When your skin is young, it renews itself fast, the skin is firm, elastic and bright. With time, the metabolism of the skin slows down. For instance, in the morning, sleep mark recovery slows down – a sign that skin is losing elasticity and volume. Nothing can stop time, but there are ways to maintain your beauty and youthfulness longer.

Everybody knows that exercising regularly keeps your body fit and toned. In much the same way, your skin can become firmer and brighter if you give it a regular stimulating work-out, bringing oxygen and nutrients to skin cells. That is why we have developed VisaCare Prestige: your daily facial workout device to address two major signs of aging – loss of firmness and dull complexion.


You can use VisaCare Prestige in the comfort of your own home to enjoy firmer feeling, brighter looking skin.

Ready to get started? Use VisaCare Prestige at home every day to enjoy real and visible results.


## How Philips VisaCare Prestige works

Philips VisaCare Prestige offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. Two tailored tips (Firming and brightening tip) work with different intensities to specifically address the anti-aging needs of your skin:

- Firmer feeling skin: The Firming tip stimulates a deeper level of the skin where collagen is produced. It helps the skin to produce more skin cells and to thicken the epidermis. Use it twice a week.



- Youthful complexion: The brightening tip gently removes the top layer of dead skin cells where melanin accumulates. It stimulates blood circulation for a youthful, rosy glow today and tomorrow. Use it daily.



## General description (fig. 1)

- 1 Filter
  - 2 Exfoliation ring
  - 3 Brightening tip for daily use
  - 4 Firming tip
  - 5 On/off button
  - 6 Charging light and 'battery low' indication
  - 7 Handle
  - 8 Air outlet
  - 9 Charging stand
  - 10 Small plug
  - 11 Adapter
- Pouch (not shown)
  - Cleaning brush (not shown)

## Important

Read this user manual carefully before you use the device and save it for future reference.

### Danger



- Keep the adapter dry.



- Do not charge this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

### Warning



- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2600) provided with the appliance.

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the device or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the device in the shower or in the bath.
- Do not use the appliance if the tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the tip before use. When in doubt, replace the tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This device contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.





## Caution

- Do not use the device for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- To avoid skin irritation:
  - Do not use the device more than once a day.
  - Do not use the Firming tip more than twice a week.
  - Do not use the Firming tip and Brightening tip on the same day.
- Do not use the device in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the device and your skin.
- Charge, use and store the device at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the device at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare Prestige enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake, a negative skin reaction can occur. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of using VisaCare Prestige. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when you apply it on the skin on which you used VisaCare Prestige. When you start to use the device, or when you restart after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the Brightening tip. This will allow your skin to once again become used to the device.

## Contraindications and other warnings

- This device has been developed to address dull and sagging facial skin. The focus of this device is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

### Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose or spider veins), sensitive skin, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.

- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this device. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the device.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

### General advice

- After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the areas on which you used the device, for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the device.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip and only use the Brightening tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


## Charging

### Charging the appliance


Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

Note: Charging normally takes approximately 8 hours. When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.


- 1 Make sure the appliance is switched off.




- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.



- 3 Put the appliance in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.



- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously. After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

## 'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute session. When the battery is completely empty, the device switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly.

## Preparing for use

Always clean your face before you use VisaCare Prestige. Depending on your preference, use the device on a dry or wet face.

Note: The device is intended for use on a dry face or a face moistened with water. Do not use it in combination with a facial mask, (scrub) cream or similar products, as this may clog the device.

## Wet use



This device is made to be used on wet skin. You can moisten your skin with some water before use. You can decide for yourself whether you prefer to use the device on wet or dry skin, both types of usage make your skin feel firmer, but the tip glides over wet skin more easily for a more pleasant and gentle experience.

The device can only be used on a clean skin. Make sure you rinse your face thoroughly after using foam, cleansers or other skincare products for optimal performance and a longer lifetime.

Tip: If your skin is dry before the end of the session, apply some more water to your skin to make the tip glide over the skin more easily again.



**Warning: Do not use the device in the shower or in the bath.**

To make sure your VisaCare Prestige works optimally on wet skin, the device is equipped with a smart system that is activated when a lot of water is inside. As a result the device might produce an intermittent humming sound until the conditions are optimal again to continue usage on wet skin. This is normal and ensures that you can use the device on wet skin. It does not have any impact on your skin or your device.

Water may drip from the socket at the bottom of the device when you use it on a wet face. This is normal and not dangerous.

## Using the device


**Warning: Always check the tip before use to see if it damaged. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.**

**Warning: Do not move the device over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.**


## First time use

### Skin test


Before you use the device on your face for the first time, we advise you to test the tip on your inner forearm before you use it on your face.




- 1 Put the Brightening tip on the handle.



- 2 For wet use: apply some water to your inner forearm.



- 3 Press the on/off button to switch on the device.




- 4 Make a pass on your inner forearm and then wait for approximately one hour.

If a possible skin reaction diminishes within one hour, you can safely use the tip on your face.

### First use on the face


Note: When you use the device for the first time we advise you to use the Brightening tip and to make just 2 passes. If you don't experience any skin reactions and your skin is used to the device, you can increase the number of passes. Never make more than 4 passes with the Brightening tip and 6 passes with the Firming tip.



- 1 Put the Brightening tip on the handle.



2 For wet use: apply some water to your face.



3 Press the on/off button to switch on the device.




4 Put the tip on your cheek in such a way that you feel the suction.

Make sure there is always full skin contact between the tip and the skin. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.

5 Gently move the tip in a straight line up towards your temple and then wait for approximately one hour.

If a possible skin reaction diminishes within one hour, you can safely use the tip on your whole face (see 'General use').


## Selecting the right tip



VisaCare Prestige comes with two different tips:

- **Brightening tip for daily use**
  - 2-4 passes per area
  - Gentle exfoliation and massage
  - Mild/gentle airlift

The brightening tip gently removes top layer of dead skin cells where melanin accumulates. It stimulates blood circulation for youthful, rosy glow.



- **Firming tip for more intense use twice a week**
  - maximum usage: 2 times a week
  - 4-6 passes per area (start with 2-4 passes)
  - more intense exfoliation and massage
  - stronger airlift

Use the Firming tip to stimulate a deeper level of the skin where collagen is produced. It helps the skin to produce more skin cells and thicken the epidermis, for bouncy and elastic skin.

We advise you to use the brightening tip during the first session to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the Brightening tip, you can try the Firming tip.

Tip: For optimal results you can use the Firming tip twice a week and the Brightening tip on all other days. So this means you use the Brightening tip every day except the days on which you use the Firming tip. See the example weekly schedule below:

| Day       | Tip used                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monday    |  Brightening tip |
| Tuesday   |  Brightening tip |
| Wednesday |  Firming tip     |
| Thursday  |  Brightening tip |
| Friday    |  Brightening tip |
| Saturday  |  Brightening tip |
| Sunday    |  Firming tip     |

**Warning: Never use both tips on the same day, because this may cause skin irritation. After you have used one of the tips, wait until the next day before you use the other tip.**


**Warning: Do not use the Firming tip one week before you are going to be exposed to extensive sunlight (for example if you go on a sunny holiday). When summer starts, we advise to use only the Brightening tip for a while.**

## General use

Note: For a maximum effect, use the appliance every day. Do not use the appliance more often, as this may cause skin irritation.

**Warning: If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), check the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.**

Tip: We recommend using the appliance in the evening to avoid possible skin reactions from being visible during the day. Mild redness and a warm tingling sensation are normal and should disappear within 1 hour.




- 1 Put the preferred tip on the appliance.

Note: Do not use the appliance without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.



- 2 For wet use: apply some water to your skin.



- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.



- 4 Put the tip on your chin in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full contact between the tip and the skin. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.
- 5 Gently move the tip in straight lines. See the first illustration of how to use the appliance on facial zones on the fold-out page at the back of this manual.

Note: Do not keep the tip on the same spot when you have placed it on the skin.



Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

- 6 Start using the appliance on the chin, and then move to the cheeks, forehead, nose and temples. Make sure you pass the device over all areas. Check the illustration of facial zones at the back of this manual.

Warning: Do not use the appliance on the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you use the appliance on the fine lines on the side of the eyes, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger.

- 7 Depending on the type of tip and the condition of your skin, pass the appliance over each area a number of times:



- First use: pass the daily tip over each area 1 or 2 times.
  - After several uses: pass the daily tip over each area 3 to 4 times, or pass the normal tip over each area 2 times.
  - For optimal results: pass the daily tip over each area 4 times or pass the normal tip over each area 6 times.
- 8** When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete session normally does not take more than 5 minutes.
- 9** During and after the session, you will experience the stimulating massaging action of the Air Lift System™, which stimulates the blood circulation.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Explore vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

## After treatment

After the session, apply a nourishing mask, moisturizer, day cream or night cream. After each session, apply a sunscreen with a sun protection factor (SPF) of 30 or higher on the treated areas for a minimum of 3 days.

**Warning: take into account the following actions for the next 3 days after you have used the device:**

- Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation.
- Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories.


You can apply make-up immediately after you have used the device.

## Cleaning and maintenance


**Warning: Do not immerse the appliance in water.**

**Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the handle or tips.**


Note: Clean the tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the tip.



1 Switch off the device.



2 Remove the tip from the appliance.



3 Clean the tip under the tap with hot water (max. 70°C) and some washing-up liquid.

Tip: You can use the cleaning brush to clean the tip.

Tip: If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid or in alcohol solution for 5-10 minutes.

Note: Clean the filter of the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter.

4 Dry the tip with a lint-free towel or leave it to air dry. Place it back onto the handle when it is dry.


5 Clean the handle under the tap (max. 40°C).

Note: Only use water to clean the handle.

6 Dry the handle with a dry cloth.

7 Clean the charging stand with a moist cloth.

Danger: Keep the adapter and the charging stand dry. Never immerse them in water or rinse them under the tap.



## Storage

Store the appliance with the tip attached in the charging stand or pouch.

Tip: Leave the tip you use most often on the device, and store the other tip in the pouch to help you stick to your usage plan.

Note: Do not store a wet tip on the device or in the pouch.

Note: It is harmless to store a slightly wet handle on the charging stand.

## Replacement

For optimal results, it is recommended to replace the Firming tip (SC6891, with the text "2x/week" inside the tip) every six months and Brightening tip (SC6895, with the text "Daily" on the tip) every two months (or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged). Replacement tips are available on our website.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).




- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


## Removing the rechargeable battery

**Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.**

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.**



- 1 Remove the back and front panel of the appliance with a screwdriver and take out the inner housing of the appliance.



- 2 Remove the clips from the inner body using a screwdriver.
- 3 Remove the electronics from the inner housing (1) and detach the rechargeable battery (2).

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

| Problem                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I do not know if the device is suitable for use on my skin. | Please check if the device is suitable for your skin (see 'Contraindications and other warnings').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The device does not charge.                                 | Make sure the socket to which you connect the device is live. Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the device in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the device still does not light up or if the device still does not charge, contact the Philips Consumer Care Center in your country. |
| The device does not work anymore.                           | Charge the device according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the device lights up to make sure the device is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the device still does not work, contact the Philips Consumer Care Center in your country.                                                                                  |

| Problem                                                                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The device does not work when it is charging.                                                                                        | This is a safety measure. The device is not intended to work when it is charging. Let the device charge approximately 1 hour for a 5-minute session.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| My skin is reacting to usage of the device.                                                                                          | Using this device may lead to mild redness directly after use. You may experience a warm, tingling sensation during use. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the device too hard on your face or have passed it over the same area too many times. Try to exert less pressure onto the device during the next session or pass the device over the area fewer times. In rare cases the device may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The device has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this device or any other product, please contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above. |
| It is difficult to slide the device over my skin/I do not feel the suction/the effect seems to be less than after previous sessions. | Check if the filter is clogged. Clean the tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the device when the tip is taken off: you remove the tip and then switch on the device. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the device might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Center in your country.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I have trouble maintaining the suction on my forehead.                                                                               | Try different ways of holding the device in order to find the right angle of the tip with the forehead for proper skin contact. Make sure to move the device slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I do not know when to start using the Firming tip.                                                                                   | As soon as you do not experience side effects from using the Brightening tip, you may try the Firming tip. Please note that the first time you use a new treatment tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Can I combine the use of VisaCare Prestige with sunbathing?                                                                          | If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun. You may continue to use the Brightening tip. After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 22 English

| Problem                                                                                   | Solution                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| My skin is still sensitive from the last session. Can I already start with a new session? | If your last use was already 2 days or longer ago, you can use the VisaCare Prestige again. You may want to be careful with the number of passes. Do not make overlapping passes. |

## Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Mis on VisaCare Prestige ja kuidas see teie nahale kasuks tuleb?

Kui teil on noor nahk, siis uueneb see kiiresti, nahk on prink, elastne ja hele. Aja möödudes naha ainevahetus aeglustub. Näiteks aeglustub hommikuti unemärkide kadumine; see on märk naha kaduvast elastsusest ja volüümist. Aega ei peata miski, kuid on olemas viisid oma ilu ja nooruslikkuse pikemaajalisemaks säilitamiseks.

Kõik teavad, et regulaarne füüsiline aktiivsus hoiab keha vormis ja toonitatuna. Sarnasel moel võib teie nahk pringimaks ja heledamaks muutuda, kui seda regulaarselt stimuleerite. Nii liiguvad hapnik ja toitained naharakkudeni. Samal põhjusel oleme loonud VisaCare Prestige'i: igapäevaseks kasutamiseks mõeldud näonaha treeningseade, loodud kahe suurema vanaduse märgi – pringisuse ja jume kadumise vastu.


VisaCare Prestige'i saate kasutada mugavalt oma enda kodus, et nautida pringimat ja heledama välimusega nahka.

Valmis alustama? Reaalsete ja nähtavate tulemuste nautimiseks kasutage VisaCare Prestige'i kodus igapäevaselt.


## Kuidas Philips VisaCare Prestige töötab

Philipsi VisaCare Prestige sisaldab DualAction Air Lift & Exfoliation süsteemi, mis masseerib ja koorib ühtaegu. Kaks spetsiaalselt loodud otsakut (pringistav ja helestav otsak) töötavad erinevatel tugevustel spetsiaalselt, et teie naha vananemisevastaseid vajadusi täita:

- Pringim nahk: Pringistav otsak stimuleerib naha süvamaid kihte, kus toodetakse kollageeni. See aitab nahal rohkem naharakke toota ja epidermist paksendada. Kasutage seda kaks korda nädalas.



- Jume: Helestav otsak eemaldab tasakesi naha pealmise, surnud rakkudest kihi, kuhu koguneb melaniin. See stimuleerib vereringet nooruslikuma, säravama kuma jaoks tänases ja homses päevas. Kasutage seda igapäevaselt.



## Seadme osad (joon 1)

- 1 Filter
- 2 Koorimisrõngas
- 3 Helestav otsak igapäevaseks kasutamiseks
- 4 Pringistav otsak
- 5 Toitenupp
- 6 Laadimise märgutuli koos aku laetuse näidikuga
- 7 Käepide
- 8 Õhu väljavoolu ava
- 9 Laadimisalus
- 10 Väike pistik
- 11 Adapter
  - Kott (Pole näidatud)
  - Puhastusharjake (Pole näidatud)

## Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

### Oht




- Hoidke adapterit kuivana.



- Ärge laadige seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või voolava duši läheduses või veega täidetud ujumisbasseini läheduses).

### Hoiatus



- Aku laadimiseks tohib kasutada ainult eemaldatavat toiteplokki (SSW-2600), mis kuulub seadme tarnekomplekti.



- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste, meele- või vaimsete häiretega isikud ega ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme ohutu kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Vigastuste ärahoidmiseks ärge kasutage seadet või adapterit, kui need on kahjustatud või katki.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Adapteris on trafo. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada see mõne teise pistikuga, kuna see põhjustab ohtliku olukorra.
- Ärge kasutage seadet duši all ega vannis.
- Seadet ei tohi kasutada, kui otsak on purunenud, pragudega, kahjustatud või määrdunud. Kontrollige otsakut alati enne selle kasutamist. Kahtluse korral asendage otsak uuega.
- Lühise tekke vältimiseks ärge sisestage väikese pistiku pessa metalli sisaldavaid esemeid.
- Käesolev seade sisaldab magnetit. Hoidke magnetid südamestimulaatoritest eemal. Inimesed, kelle kehasse on paigaldatud südamestimulaator või muud seadmed, ei tohiks magnetite vahetusse lähedusse sattuda. Enne magnetite käsitlemist või nendega kokku puutumist peaksid sellised isikud pidama nõu spetsialistist arstiga.



## Ettevaatust

- Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks kui masseerimiseks ja pealmise surnud nahakihi õrnaks eemaldamiseks, et kiirendada seeläbi naha loomupärast uuenemist.
- Nahaärrituse vältimiseks:
  - Ärge kasutage seadet sagedamini kui üks kord päevas.
  - Ärge kasutage pringistavat otsakut sagedamini kui kaks korda nädalas.
  - Ärge kasutage pringistavat ja helestavat otsakut samal päeval.
- Ärge kasutage seadet koos koorimiskreemi või keemiliste või mehhaaniliste koorimisvahenditega, sest see võib seadet ja teie nahka kahjustada.
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 5–35 °C.
- Aku tööea säästmiseks laadige seade täis vähemalt iga kolme kuu tagant.
- VisaCare Prestige parandab teie kreemide ja näomaskide imendumisvõimet. Parema imendumisvõime tõttu võivad aset leida tahtmatud nahareaktsioonid. Soovitav on kreeme mitte vahetada VisaCare Prestige'i esimese 2–4 kasutusnädala jooksul. Kui hakkate pärast seda perioodi uut kreemi kasutama, siis kõigepealt proovige seda väikese nahapiirkonna peal. Ärge jätkake kreemi kasutamist juhul, kui piirkonnale kuhu sai kreemi kantud ja kus eelnevalt kasutasite VisaCare Prestige'i, tekib soovimatu nahareaktsioon. Seadme kasutusele võtmisel, või kui te pole seda rohkem kui 2 nädalat kasutanud, alustage uuesti helestava otsaku kasutamist. See annab teie nahale võimaluse seadmega taas ära harjuda.

## Vastunäidustused ja muud hoiatused

- See seade on loodud lõdva ja longus näonaha jaoks. See seade on mõeldud näonaha jaoks (välja arvatud silmade alumine ja ülemine ala).

### Ärge kasutage seadet:

- kui teil on hooldatavas piirkonnas nahainfektsioon, lahtine haav, lööve, põletushaav, päikesepõletus, põletik, ekseem, psoriaas, rosaatsea, telangiektaasia (varikoossed veenid või kapillaarilaiendid), tundlik nahk, aktiivne infektsioon nagu herpes või aktiivne aknelööve.
- kui teil on hooldatavas piirkonnas suured sünnimärgid, tätoveering, tulemärk, püsimeik või mõni muu nahaärritus.
- kui nahk taastub veel mõnest viimase kahe nädala jooksul tehtud kosmeetilisest protseduurist, nagu näiteks keemiline või mehaaniline koorimine, laserlihvimine, fraktsionaalne laserhooldus, mesoteraapiline hooldus või mõni muu nahahooldusprotseduur koos ilusüstidega.
- kui võtate ravimeid, mis võivad nahale toimet avaldada, näiteks steroide või akneravimeid (akutaan, isotretinoiin). Pidage nõu arstiga.
- Kui teil on soolatuükad, ärge proovige neid selle seadmega kõrvaldada. Soolatuükad võivad selle tagajärjel levida.
- Kui teil on armid, pidage nõu oma perearsti või nahaarstiga enne kui hakkate seda seadet kasutama.
- Seadet ei tohi kasutada koos mõne muu kodus kasutatava nahahooldussüsteemiga, mis hõlmab aktiivset koorimiskomponenti.

### Üldine soovitus

- Pärast igat seanssi on soovitatav kasutada piirkondadel, millel seadet kasutati, vähemalt kolme päeva vältel päikesekreemi kaitsefaktoriga SPF30.
- Kui teil on mõni tõsine nahaseisund (muuhulgas melanoom, basaarakuline vähk, aktiinne keratoos, melasma, süsteemne erütematoosne luupus, porfüüria, koagulatsioonihäired ja kollageeniga seotud häired nagu näiteks keloidi haavad, ülemäärane armide moodustumine või varasem haavade kehv paranemine), pidage enne seadme kasutama hakkamist nõu arstiga.
- Kui plaanite päikest nautida (nt suvepuhkusel), soovitame katkestada pringistava otsaku kasutamise ja kasutada ainult helestavat otsakut üks nädal enne puhkust ja seda senikaua, kuni päikesega ulatuslikult kokku puutute.

## Elektromagnetväljad (EMF)


See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

## Laadimine


### Seadme laadimine

Märkus. Seadet võib kasutada ka siis, kui aku ei ole täielikult laetud. Siiski, sellisel juhul ei ole seadme jõudlus ega tööaeg optimaalne.


Märkus. Laadimine kestab tavaliselt umbes 8 tundi. Täielikult laetud seadme tööaeg ilma juhtmeta on kuni 30 minutit.




- 1 Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2 Sisestage seadme väike pistik laadimisaluse pessa ja lükake adapter seinakontakti.



- 3 Asetage seade laadimisalusesse.



- Laadimise ajal vilgub aku laadimist näitav märgutuli valgelt.



- Kui aku on täis laetud, hakkab laadimise märgutuli pidevalt valgelt põlema. Elektri säästmiseks kustub laadimise märgutuli umbes 30 minuti pärast.

## „Aku tühi” näidik

Kui aku on peaaegu tühi, siis vilgub laadimise kollane märgutuli 4 sekundit kasutamise ajal ja ka pärast seadme väljalülitamist. Aku sisaldab 5-minutilise seansi jaoks veel piisavalt energiat. Kui aku on täiesti tühi, lülitub seade automaatselt välja ja laadimise märgutuli hakkab kiiresti oranžilt vilkuma.

## Kasutamiseks valmistumine

Enne VisaCare Prestige'i kasutamist puhastage alati oma nägu. Vastavalt oma eelistusele, kasutage seadet kas kuival või märjal näol.

Märkus. See seade on mõeldud kasutamiseks kuival või veega niisutatud näol. Ärge kasutage seda kombinatsioonis näomaskiga, (koorimis)kreemiga või sarnaste toodetega, kuna see võib seadme ummistada.

## Märgkasutus



See seade on loodud kasutamiseks märjal nahal. Enne kasutamist võite oma nahka veega niisutada. Võite ise otsustada, kas kasutate seadet märjal või kuival nahal, kummalgi viisil kasutamine teeb teie naha pringimaks, kuid otsak liugleb üle märja naha lihtsamini, tekitades meeldivama ja õrnema kogemuse.

Seadet võib kasutada vaid puhtal nahal. Veenduge, et pesete oma näo pärast vahu, puhastite ja muude nahahooldustoodete kasutamist põhjalikult, et tagada seadme optimaalne jõudlus ja pikem tööiga.

Nõuanne. Kui teie nahk kuivab enne seansi lõppu ära, tehke see märjaks, et otsak jälle kergemini üle teie naha liugleks.



**Hoiatus. Ärge kasutage seadet duši all ega vannis.**

Selleks, et VisaCare Prestige märjal nahal optimaalselt töötaks on seade varustatud nutika süsteemiga, mis aktiveerub siis, kui seadmes on palju vett. Tulemusena võib seadmest kosta vahelduv surisev hääl kuni tingimused märjal nahal kasutamiseks on taas optimaalsed. See on normaalne ja tagab, et saaksite seadet kasutada märjal nahal. See ei mõjuta teie nahka ega seadet.

Märjal näol kasutades võib seadme põhjal olevast pesast vett välja tilkuda. See on normaalne ega kujuta endast mingit ohtu.

## Seadme kasutamine


**Hoiatus. Enne kasutamist kontrollige alati kas otsak on terve. Kui otsak on kahjustatud, vahetage see välja. Ärge kasutage kahjustatud otsakut, sest see võib vigastusi tekitada.**

**Hoiatus. Ärge liikuge seadmega üle suurte sünnimärkide, tätoveeringute, tulemärkide või püsimeigitud kohtade.**


## Esmakordne kasutamine

### Nahaproov


Enne selle seadme esmakordset kasutamist oma näol soovitame otsakut oma käevarre siseküljel testida.




- 1 Kinnitage helestav otsak käepidemele.



- 2 Märjalt kasutamiseks: tehke oma käevarre sisekülje veega märjaks.



- 3 Seadme sisselülitamiseks vajutage korra sisse/välja nupule.




- 4 Sooritage möödumine üle oma käevarre sisekülje ja seejärel oodake umbes üks tund.

Kui nahareaktsioon kaob ühe tunni jooksul, siis võite otsakut turvaliselt oma näol kasutada.

### Esmakordne kasutus näol


Märkus. Kui kasutate seadet esmakordselt, siis soovitame kasutada helestavat otsakut ning teha vaid 2 möödumist. Kui teil puuduvad nahareaktsioonid ja teie nahk on seadmega harjunud, siis võite möödumiste arvu suurendada. Ärge kunagi tehke rohkem kui 4 möödumist helestava otsakuga või 6 möödumist pringistava otsakuga.



- 1 Kinnitage helestav otsak käepidemele.



2 Märjalt kasutamiseks: tehke nägu veega märjaks.



3 Seadme sisselülitamiseks vajutage korra sisse/välja nupule.




4 Asetage otsak oma põsele nii, et tunneksite vaakumit.

Veenduge, et otsaku ja naha vahel oleks alati täielik kontakt. Ärge suruge otsakut kõvasti nahapinnale.

5 Liigutage otsakut õrnalt ja otsejoones üles oma templi suunas ja seejärel oodake umbes üks tund.

Kui nahareaktsioon kaob ühe tunni jooksul, siis võite otsakut turvaliselt tervel oma näol kasutada (vaadake "Üldine kasutus").


## Õige otsaku valimine



VisaCare Prestige'il on kaasas kaks erinevat otsakut:

- **Helestav otsak igapäevaseks kasutamiseks**
  - 2-4 möödumist ala kohta
  - Õrn koorimine ja massaaž
  - Kerge ja õrn airlift

Helestav otsak eemaldab tasakesi naha pealmise, surnud rakkudest kihi, kuhu koguneb melaniin. See stimuleerib vereringet, et saavutada nooruslikum, särav kuma.



- **Pringistav otsak intensiivsemaks kasutamiseks kaks korda nädalas**

- maksimaalne kasutus: 2 korda nädalas
- 4-6 möödumist piirkonna kohta (alustada tuleks 2-4 möödumisega)
- intensiivsem koorimine ja massaaž
- tugevam airlift

Kasutage pringistavat otsakut, et stimuleerida naha süvamaid kihte, kus toodetakse kollageeni. See aitab nahal rohkem naharakke toota ja epidermist paksendada, et muuta see pringiks ja elastseks.

Soovitame helestavat otsakut kasutada esimesel seansil, et näha kuidas teie nahk reageerib. Kui nahk reageerib helestavale otsakule hästi, siis võite proovida pringistavat otsakut.

Nõuanne. Parimate tulemuste jaoks võite pringistavat otsakut kasutada kaks korda nädalas ja helestavat otsakut kõigil teistel päevadel. See tähendab, et kasutate helestavat otsakut iga päev, välja arvatud päevadel, mil kasutate pringistavat otsakut. Vaadake allolevat nädalakava näidist:

| Päev      | Kasutatud otsak                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esmaspäev |  Hele otsak       |
| Teisipäev |  Hele otsak       |
| Kolmapäev |  Pringistav otsak |
| Neljapäev |  Hele otsak       |
| Reede     |  Hele otsak       |
| Laupäev   |  Hele otsak       |
| Pühapäev  |  Pringistav otsak |

**Hoiatus.** Ärge kunagi kasutage samal päeval mõlemat otsakut, see võib põhjustada nahaärritust. Pärast ühe otsaku kasutamist oodake kuni järgmise päevani enne, kui teist otsakut kasutate.

**Hoiatus.** Ärge kasutage pringistavat otsakut ühe nädala jooksul enne seda, kui satute intensiivse päikesevalguse kätte (nt juhul kui lähete puhkama). Suve alguses soovitame mõnda aega vaid helestavat otsakut kasutada.


## Üldine kasutus

Märkus. Parima tulemuse jaoks kasutage seadet iga päev. Ärge kasutage seadet sagedamini, sest see võib põhjustada nahaärritust.

**Hoiatus.** Kui kahtlustate, et seade on kahjustatud (nt pärast maha kukkumist või ära löömist), kontrollige hoolikalt otsakut. Kui otsak on kahjustatud, vahetage see välja. Ärge kasutage kahjustatud otsakut, sest see võib vigastusi tekitada.

Nõuanne. Soovitame seadet kasutada õhtupoolikul, et vältida võimalike nahareaktsioonide väljapaistmist päevasel ajal. Kerge punetus ja soe kipitustunne on normaalsed ja peaksid kaduma 1 tunni jooksul.






- 1 Pange eelistatud otsak seadmele.

Märkus. Ärge kasutage seadet ilma otsakuta, kuna see ei tee teie nahale head ja võib põhjustada soovimatu nahareaktsiooni.



- 2 Märjalt kasutamiseks: tehke nahk märjaks.




- 3 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.



- 4 Asetage otsak oma lõuale nii, et tunnete vaakumit. Veenduge, et otsaku ja naha vahel oleks alati täielik kontakt. Ärge suruge otsakut kõvasti nahapinnale.
- 5 Liigutage otsakult õrnalt ja sirgjooneliselt. Selleks, et näha kuidas seadet näopiirkondadel kasutada, vaadake esimest illustratsiooni selle juhise taga oleval välja volditaval lehel.

Märkus. Kui olete otsaku pannud vastu nahka, ärge hoidke seda sama koha peal paigal.



Nõuanne. Kasutage oma teist kätt, et hoida ja venitada nahka ning liigutage seadet oma käest eemale. See teeb õige vaakumi saavutamise lihtsamaks, eriti templitel ja põskedel.

- 6 Alustage seadme kasutamist lõual ning seejärel liikuge põskedele, otsmikule, ninale ja templitele. Veenduge, et olete seadmega käinud üle kõik alad. Vaadake selle juhise taga olevat näotsoonide illustratsiooni.

Hoiatus. Ärge kasutage seadet silma all või selle kohal, kuna nahk on seal õhuke ja õrn. Kui kasutate seadet silmanurkades olevatel peenikestel kortsukestel, pange teise käe sõrm silmanurgale ja liigutage seadet suunaga sõrmest eemale, oimukoha poole.

- 7 Sõltuvalt otsaku tüübist ja teie naha seisust, tehke seadmega igast piirkonnast mitu möödumist:

- Esmakordne kasutamine: tehke igapäevase otsakuga igast piirkonnast 1 või 2 möödumist.
- Pärast mitut kasutuskorda: tehke igapäevase otsakuga igast piirkonnast 3 või 4 möödumist, või tavaotsakuga igast piirkonnast 2 möödumist.
- Parimate tulemuste jaoks: tehke igapäevase otsakuga igast piirkonnast 4 möödumist, või tavaotsakuga igast piirkonnast 6 möödumist.

**8** Kui olete ära hooldanud kõik piirkonnad, vajutage sisse-/välja nupule, et seade välja lülitada. Täielik seanss ei võta tavaliselt rohkem kui 5 minutit.

**9** Iga seansi ajal ja selle järgselt tunnete süsteemi Air Lift System™ stimuleeriva massaaži toimet, mis parandab vereringlust.

Nõuanne. Piirkondades, kus täieliku nahakontakti saavutamine on keerulisem, nt laubal, proovige seadet kasutada erinevates asendites. Proovige vertikaalseid ja horisontaalseid liigutusi, et leida parim viis oma nahaga täieliku kontakti saavutamiseks. Võite oma kätt paigal hoida liigutada hoopis pead.

## Pärast töötlemist

Pärast seanssi kandke nahale toitev mask, niisutaja, päevakreem või öökreem. Pärast igat seanssi, kandke hooldatud piirkondadele vähemalt kolme päeva vältel päikesekreemi kaitsefaktoriga SPF30 või rohkem.

**Hoiatus. peale seadme kasutamist võtke järgmise 3 päeva jooksul arvesse järgmist:**

- Ärge kasutage ühtegi teist mehaanilist või keemilist koorijat.
- Ärge tehke elektrolüüsi, vahatage oma nägu, ega kasutage ka depilaatoreid.


Meiki võib näole kanda kohe pärast seadme kasutamist.

## Puhastamine ja hooldus


**Hoiatus. Seadet ei tohi kasta vette.**

**Hoiatus. Ärge kunagi kasutage käepidemete ega otsakute puhastamiseks küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiin või atsetoon.**


Märkus. Hügieenilistel põhjustel ja ummistuste takistamiseks puhastage otsak pärast igat kasutuskorda. Otsaku puhastamiseks kasutage vaid nõudepesuvahendit või alkoholilahust (max. 70%).



1 Lülitage seade välja.



2 Eemaldage otsak seadmest.



3 Puhastage otsak sooja kraanivee (max. 70 °C) ja nõudepesuvahendiga.

Nõuanne. Otsaku puhastamiseks võite kasutada puhastusharja.

Nõuanne. Kui koorimisrõngas on määrdunud, leotage otsakut nõudepesuvahendiga sooja kraanivees või alkoholilahuses 5–10 minutit.

Märkus. Puhastage otsaku filtrit tagurpidi, et kõik filtrisse jäänud mustus maha pesta.

4 Kuivatage otsak ebemetevaba rätikuga, või jätke see õhu kätte kuivama. Pärast kuivamist kinnitage see tagasi käepidemele.


5 Puhastage käepide kraanivee all (max. 40 °C).

Märkus. Kasutage käepideme puhastamiseks ainult vett.

6 Kuivatage käepide kuiva lapiga.

7 Puhastage laadimisalust niiske lapiga.

Oht! Hoidke adapter ja laadimisalus kuivana. Ärge kunagi loputage neid vees või kraani all.



## Hoiustamine

Paigutage seade koos juurdekuuluva otsakuga laadimisalusesse või kotti.

Nõuanne. Selleks, et oma kasutusrežiimist kinni hoida, jätke otsak mida kõige sagedamini kasutate seadme külge ja hoiustage teist otsakut kotis.

Märkus. Ärge hoidke märja otsakut seadme küljes ega kotis.

Märkus. Natuke niiske käepideme hoiustamine laadimisalusel on ohutu.

## Osade vahetamine

Parimate tulemuste jaoks on soovitatav pringistav otsak (SC6891, mille otsaku sees on tekst "2x/week") iga kuue kuu tagant välja vahetada ja helestav otsak (SC6895, mille otsakul on tekst "Daily") iga kahe kuu tagant välja vahetada (või varem juhul, kui abrasiivne struktuur on moondunud või kahjustatud). Otsakud välja vahetamiseks on saadaval meie veebilehel.

## Tarvikute tellimine

Seadme jaoks tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** või külastage Philipsi edasimüüjat. Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe keskusesse (vt kontaktandmeid ülemaailmse garantii lehel).

## Ringlussevõtt



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).




- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ). Viige toode Philipsi ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, et akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.


## Laetava aku eemaldamine

**Eemaldage laetavad akud vaid siis, kui kõrvaldate seadme kasutusest. Enne akude eemaldamist kontrollige, et toote pistik on seina pistikupesast välja võetud ja et akud on täiesti tühjad.**

**Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui käsitate seadme avamisel tööriistu ja kui kõrvaldate laetava aku kasutusest.**



- 1 Eemaldage seadme esi- ja tagapaneel kruvikeerajaga ning võtke välja seadme sisemine korpus.



- 2 Eemaldage kruvikeerajaga siseosalt klambrid.
- 3 Eemaldage sisemiselt korpuselt (1) elektroonika ja ühendage lahti laetava aku (2).

## Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või lugege läbi üleilmne garantiileht.

## Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

| Probleem                                             | Lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ma ei tea, kas seade sobib kasutamiseks minu nahaga. | Palun kontrollige, kas seade sobib teie nahaga (vaadake 'Vastunäidustused ja muud hoiatused').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seade ei hakka laadima.                              | Veenduge, et pistikus millega te seadme ühendate on vool. Kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele. Kontrollige, kas olete seadme õigesti alusele asetanud. Kui kasutate pistikupesa vannitoas, siis peaksite võib-olla pistikupesa aktiveerimiseks valguse sisse lülitama. Kui märgutuli seadmel ikka ei sütti või kui seade ikka ei hakka laadima, võtke ühendust oma asukohariigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. |
| Seade lõpetas töötamise.                             | Laadige seadet vastavalt käesolevas kasutusjuhises välja toodud juhistele. Kontrollige, et tegemist ei oleks elektrikatkestusega ning et pistikupesas oleks vool olemas. Veendumaks, et seade laeb, kontrollige, et laadimise märgutuli seadmel põlema läheks. Veenduge, et olete õigesti sisse/välja nuppu vajutanud. Kui seade ikka veel ei tööta, võtke ühendust oma asukohariigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.                           |

| Probleem                                                                                                                | Lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei tööta laadimise ajal.                                                                                          | See on ohutusabinõu. Seade ei ole mõeldud laadimise ajal töötama. 5-minutilise seansi jaoks lubage seadmel laadida umbes 1 tund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mu nahk reageerib seadme kasutamisele.                                                                                  | Selle seadme kasutamine võib põhjustada õrna punetust vahetult pärast kasutamist. Kasutamisel võite tunda sooja kipitustunnet. Need mõjud kaovad tavaliselt mõne minuti jooksul ja enamasti arvatakse need olevat meeldivad. Võimalik, et kogete kuiva või helbelist nahka, pikaajalist punetust või turset. Sellisel juhul võite olla seadet liiga kõvasti oma näole vajutanud või sellega ühest piirkonnast liiga palju möödumisi teinud. Üritage järgmisel seansil seadmele vähem jõudu rakendada või tehke samast piirkonnast vähem möödumisi. Harvadel juhtudel võib seade põhjustada sinikaid või ville, kriimustusi või muutusi pigmentatsioonis. Peaaegu kõik nahareaktsioonid kaovad nädala jooksul, muutus pigmentatsioonis kaob mitme nädala või kuuga. Võimalike kõrvaltoimete vältimiseks kasutage pärast hooldust päikesekaitsefaktoriga päevakreemi või päikesekreemi. See aitab vältida päikesepõletust. Seade on testitud ja kiidetud kasutamisel turvaliseks kui seda kasutada vastavalt kasutusjuhisele. Ravimid või tooted ja nende võimalikud kõrvaltoimed võivad inimesi erinevalt mõjutada. Kuna alati on võimalus, et seda seadet või muid tooteid kasutades võib tekkida mõni haruldane või varem teadmata kõrvaltoime, siis palun võtke kõrvaltoimete, mida ei ole üleval mainitud, tekkimisel ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega. |
| Seadet on raske üle naha liigutada/ma ei tunne, et tekiks vaakum/toime näib olevat väiksem, kui varasematel seanssidel. | Kontrollige, kas filter on ummistunud. Puhastage otsakut, loputades seda kraani all. Kui koorimisrõngas on määrdunud, leotage otsakut nõudepesuvahendiga soojas kraanivees 5–10 minutit. Selle puhastamiseks võite kasutada puhastusharja. Veenduge, et puhastate filtrit nii, et otsak oleks tagurpidi, et kõik filtrisse jäänud mustus maha pesta. Kuivatage otsak ebemetevaba rätikuga, või jätke see õhu kätte kuivama. Kontrollige, kas tunnete seadme vaakumit siis, kui otsaku maha võtate: eemaldage otsak ja seejärel lülitage seade sisse. Peaksite tundma vaakumit, kui oma näpu augule asetate. Kui te vaakumit ei tunne, võib seade katki olla. Palun pöörduge oma asukohariigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mul on raske hoida seadet laubal nii, et tekiks vaakum.                                                                 | Kasutades laubal, proovige õige nahakontakti saavutamiseks seadet erinevat moodi hoida, et leida otsakule parim võimalik nurk. Veenduge, et liigutate seadet aeglaselt üle lauba. Võite proovida oma kätt paigal hoida ja liigutada hoopis pead.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ma ei tea, millal hakata kasutama pringistavat otsakut.                                                                 | Nii pea, kui te helestavat otsakut kasutades enam kõrvalnähte ei koge, võite proovida pringistavat otsakut. Pange tähele, et uue hooldusotsaku esmakordsel kasutamisel võib teil esineda erinev nahareaktsioon. Andke oma nahale uue otsakuga harjumiseks aega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kas võin kombineerida VisaCare Prestige'i kasutamist päevitamisega?                                                     | Kui plaanite päikest nautida (nt suvepuhkusel), soovime katkestada pringistava otsaku kasutamise üks nädal enne puhkust ja seda senikauaks, kuni päikesega ulatuslikult kokku puutute. Pärast igat seanssi on soovitatav kasutada hooldatud piirkondadel vähemalt kolme päeva vältel päikesekreemi kaitsefaktoriga vähemalt SPF30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Problem

Lahendus

Mu nahk on eelmisest seansist ikka veel tundlik. Kas võin uue seansiga juba alustada?

Kui teie viimane kasutuskord oli 2 või rohkem päeva tagasi, siis võite jälle VisaCare Prestige'i kasutada. Võiksite möödumiste arvuga ettevaatlik olla. Ärge tehke kattuvaid möödumisi.

| 部件名称       | 有害物质   |        |        |              |            |
|------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
|            | 铅 (Pb) | 铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) |
| 转换插头       | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 适配器 印刷的电路板 | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 充电站的金属触点   | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

## Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kas ir VisaCare Prestige un kā tā var palīdzēt jūsu ādai?

Kad jūsu āda ir jauna, tā ātri atjaunojas, ir tvirta, elastīga un starojoša. Ar laiku ādas vielmaiņa palēninās. Piemēram, no rīta palēninās miegā gūto nospiedumu izžušana — zīme, ka āda zaudē elastību un apjomu. Laiku apturēt nav iespējams, bet ir veidi, kā jūs varat ilgāk saglabāt savu skaistumu un jauneklīgumu.

Ikviens zina, ka regulāra sportošana nodrošina labu ķermeņa fizisko sagatavotību un formu. Līdzīgā veidā jūsu āda var kļūt tvirtāka un starojošāka, ja sniegsiet tai regulāru stimulējošu treniņu, apgādājot ādas šūnas ar skābekli un barības vielām. Šī iemesla dēļ esam izstrādājuši VisaCare Prestige: jūsu sejas treniņi ikdienai, lai novērstu divas galvenās novecošanas pazīmes — tvirtuma zudumu un neizteiksmīgu ādas krāsu.



Jūs varat izmantot VisaCare Prestige savās mājās, lai iegūtu tvirtāku un starojošāku ādu.

Vai esat gatavs sākt? Izmantojiet VisaCare Prestige mājās katru dienu, lai iegūtu īstus un pamanāmus rezultātus.

## Kā Philips VisaCare Prestige darbojas

Ierīce Philips VisaCare Prestige ir aprīkota ar DualAction Air Lift & Exfoliation sistēmu, kas vienlaikus veic pilingu un masāžu. Divi specializēti uzgaļi (ādas tvirtuma uzlabošanas uzgaļis un ādas krāsas uzlabošanas uzgaļis) darbojas ar atšķirīgu intensitāti, lai novērstu tieši ādas novecošanos:

- Tvirtāka āda: Ādas tvirtuma uzlabošanas uzgaļis stimulē ādas dziļāko slāni, kur tiek ražots kolagēns. Tas palīdz ādai veidot vairāk ādas šūnu un padarīt epidermas slāni biezāku. Izmantojiet to divreiz nedēļā.
- Jauneklīga sejas āda: Ādas krāsas uzlabošanas uzgaļis maigi noņem augšējo atmirušo ādas šūnu slāni, kur uzkrājas melanīns. Tas stimulē asins cirkulāciju, lai iegūtu jauneklīgu, sārtu spīdumu kā šodien, tā arī rīt. Izmantojiet to katru dienu.





## Vispārējs apraksts (1. zīm.)

- 1 Filtrs
- 2 Pīlinga gredzens
- 3 Ādas krāsas uzlabošanas uzgalis ikdienas lietošanai
- 4 Ādas tvirtuma uzlabošanas uzgalis
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 6 Uzlādes lampiņa un indikators "Zems akumulatora uzlādes līmenis"
- 7 Rokturis
- 8 Gaisa izplūde
- 9 Uzlādes statīvs
- 10 Mazais spraudnis
- 11 Adapters
  - Somiņa (nav parādīts)
  - Tīrīšanas suka (nav parādīts)

## Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

### Bīstami




- Glabājiet adapteri sausu.



- Neuzlādējiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, blakus uzpildītai vannai, tekošai dušai vai pie uzpildīta peldbaseina).

### Brīdinājums



- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo barošanas bloku (SSW-2600), ko saņēmāt kopā ar ierīci.

- Šo ierīci nevar izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumu, ja lietošana notiek personas, kas atbildīga par to drošību, uzraudzībā vai ir sniegti norādījumi.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Lai nesavainotos, nelietojiet šo ierīci vai adapteri, ja tie ir bojāti vai salauzti.
- Ja adapters ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālo adapteri.
- Adapterī ir iebūvēts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai aizstātu to ar citu spraudni, jo tā tiek radīta bīstama situācija.
- Nelietojiet ierīci dušā vai vannā.
- Neizmantojiet ierīci, ja uzgalis ir saplīsis, ieplaisājis, bojāts vai netīrs. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet uzgali. Ja radušās šaubas, nomainiet uzgali.
- Nelieciet mazā spraudņa ligzdā metālu saturošus materiālus, lai nerastos īssavienojums.
- Šajā ierīcē ir iebūvēts magnēts. Nodrošiniet, lai magnēti būtu drošā attālumā no kardiostimulatoriem. Personas ar ķermenī implantētiem kardiostimulatoriem vai citām ierīcēm nedrīkst atrasties magnētu tuvumā. Pirms šādas personas rīkojas vai nonāk saskarē ar magnētiem, nepieciešams ārsta viedoklis.



## ievērbai

- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot masāžai, un uzmanīgi noņemiet atmirušo augšējo ādas slāni, lai paātrinātu normālu ādas atjaunošanos.
- Lai izvairītos no ādas kairinājuma, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
  - Nelietojiet ierīci biežāk kā reizi dienā.
  - Nelietojiet ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali biežāk kā divas reizes nedēļā.
  - Nelietojiet ādas krāsas uzlabošanas uzgali un ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali vienā dienā.
- Nelietojiet ierīci kopā ar (skrubi) krēmiem vai ķīmisku vai mehānisku pīlingu, jo tas var izraisīt ierīces un ādas bojājumus.
- Uzlādējiet, izmantojiet un uzglabājat ierīci temperatūrā no 5 °C/40 °F līdz 35 °C/95 °F.
- Pilnībā uzlādējiet ierīci vismaz reizi 3 mēnešos, lai uzturētu akumulatora kalpošanas laiku.
- VisaCare Prestige uzlabo krēmu un sejas masku uzsūkšanos. Uzlabotas uzsūkšanās rezultātā var rasties negatīva ādas reakcija. Ieteicams nemainīt krēmus pirmās 2–4 VisaCare Prestige lietošanas nedēļas. Sākot lietot jaunu krēmu pēc šī laika perioda, vispirms izmēģiniet šo krēmu uz nelielas ādas zonas. Pārtrauciet lietot šo krēmu, ja pēc tā uzklāšanas uz ādas, kas apstrādāta ar VisaCare Prestige, redzama negatīva reakcija. Sākot lietot ierīci vai atsākot lietot, ja neesat to lietojis ilgāk par 2 nedēļām, sāciet ar ādas krāsas uzlabošanas uzgali. Šādi jūsu āda atkal varēs pierast pie ierīces.

## Kontrindikācijas un citi brīdinājumi

- Šī ierīce ir izstrādāta, lai uzlabotu sakritušos sejas ādu un neizteiksmīgu ādas krāsu. Ierīce paredzēta izmantošanai galvenokārt uz sejas ādas (izņemot apgabalu zem un virs acīm).

### Nelietojiet šo ierīci:

- Ja jums ir ādas infekcijas, vaļējas brūces, izsitumi, apdegumi, saules apdegumi, iekaisums, ekzēma, psoriāze, rozācija, teleangiektāzija (kuperoze vai tīklveida vēnas), aktīvas infekcijas, piemēram, herpes vīruss, vai aktīva pūtīšu veidošanās procedūrai paredzētajās zonās.

- Ja jums ir lielas dzimumzīmes, tetovējumi, portvīna plankumi (nervus flammeus), permanents grims vai jebkāda veida ādas iekaisums procedūrai paredzētajās zonās.
- Ja jūsu āda atkopjas pēc kosmētiskas procedūras, piemēram, ķīmiskā vai mehāniskā pīlinga, ādas atjaunošanas ar lāzeru, frakcionētās lāzerslīpēšanas vai mezoterapijas, vai arī jebkādas citas ārstēšanas ar dermālo pildīšanu pēdējo divu nedēļu laikā.
- Ja lietojat medikamentus, kas var ietekmēt jūsu ādu, piemēram, steroīdus vai pūtīšu novēršanas preparātus (akutāns, izotretinoīns vai roakutāns). Sazinieties ar ārstu.
- Ja jums ir kārpas, nemēģiniet tās likvidēt ar šo ierīci. Tas var veicināt kārpas izplatīšanos.
- Ja jums ir rētas, konsultējieties ar ārstu vai dermatologu, pirms sākat izmantot ierīci.
- Kopā ar jebkādu citu mājas lietošanai paredzētu ādas kopšanas sistēmu, kas nodrošina aktīvo pīlingu.

### Vispārīgs ieteikums

- Pēc katras procedūras uz ierīces apstrādātajām zonām vismaz 3 dienas ieteicams izmantot aizsargkrēmu pret saules apdegumiem ar aizsardzības faktoru (SPF) 30 vai lielāku.
- Ja jums ir nopietna ādas slimība (tostarp, bet ne tikai, melanoma, bazālo šūnu karcinoma, aktīniskā keratoze, melasma, sistēmas sarkanā vilkēde, porfirija, koagulācijas anomālija un kolagēna anomālijas, piemēram, keloīda rētas, apjomīgas rētas vai slikta brūču dzīšanas vēsture), pirms sākt izmantot ierīci, konsultējieties ar ārstu.
- Ja plānojat sauļoties (piemēram, vasaras brīvdienās), ieteicams pārtraukt lietot ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali un lietot ādas krāsas uzlabošanas uzgali vienu nedēļu pirms brīvdienām un visu laiku, kamēr atrodaties saulē.

## Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


## Uzlāde

### Ierīces uzlāde


Piezīme. Ierīci var izmantot, pirms tās akumulators ir pilnībā uzlādēts. Tomēr šādā gadījumā tās darbības kvalitāte un laiks nebūs optimāli.

Piezīme. Parasti uzlāde ilgst aptuveni 8 stundas. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās bezvada izmantošanas laiks ir 30 minūtes.


- 1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.




- 2 Pievienojiet mazo spraudni lādēšanas statīva ligzdā un pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdā.



- 3 Ievietojiet ierīci uzlādes statīvā.



- Uzlādēšanas indikators mirgo baltā krāsā, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta.



- Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, lādēšanas lampiņa deg nepārtraukti baltā krāsā. Pēc apm. 30 minūtēm lādēšanas indikators izdziest, lai taupītu elektroenerģiju.

## Indikators 'Tukšs akumulators'

Kad akumulators ir gandrīz tukšs, lietošanas laikā un pēc ierīces izslēgšanas uzlādes lampiņa 4 sekundes mirgo dzeltenā krāsā. Akumulatorā joprojām ir pietiekami daudz enerģijas, lai ierīci varētu lietot 5 minūtes. Kad akumulators ir pilnībā tukšs, ierīce tiek automātiski izslēgta un uzlādes lampiņa ļoti ātri mirgo dzeltenā krāsā.

## Sagatavošana lietošanai

Pirms VisaCare Prestige lietošanas vienmēr notīriet seju. Atkarībā no vēlmēm lietojiet ierīci uz sausas vai mitras sejas ādas.

Piezīme. Ierīci ir paredzēts lietot uz sausas sejas ādas vai sejas ādas, kas samitrināta ar ūdeni. Neizmantojiet to kopā ar sejas masku, (skrubi) krēmu vai līdzīgiem izstrādājumiem, jo tādējādi ierīce var aizsērēt.

## Mitrā uzkopšana



Šo ierīci ir paredzēts lietot uz mitras ādas. Pirms lietošanas varat samitrināt ādu ar ūdeni. Varat izvēlēties, vai lietot ierīci uz mitras vai sausas ādas. Abi lietošanas veidi nodrošinās tvirtāku ādu, tomēr uzgalis pa mitru ādu slid vieglāk, nodrošinot saudzīgāku un patīkamāku procedūru.

Ierīci var lietot tikai uz tīras ādas. Pēc putu, tīrīšanas līdzekļu vai citu ādas kopšanas izstrādājumu lietošanas rūpīgi noskalojiet seju, lai nodrošinātu optimālu darbību un ilgāku kalpošanas laiku.

Padoms. Ja jūsu āda pirms procedūras beigām kļūst sausa, samitriniet to ar ūdeni, lai uzgalis atkal vieglāk slidētu pa ādu.



### **Brīdinājums. Nelietojiet ierīci dušā vai vannā.**

Lai nodrošinātu, ka ierīce VisaCare Prestige uz mitras ādas darbojas optimāli, tā ir aprīkota ar viedu sistēmu, kas tiek aktivizēta, kad ierīcē iekļūst daudz ūdens. Tādējādi ierīce var izdot saraustītu dūcošu skaņu, līdz apstākļi atkal ir optimāli, lai turpinātu lietošanu uz mitras ādas. Tas ir normāli un nodrošina, ka varat lietot ierīci uz mitras ādas. Šī skaņa nekādi neietekmē jūsu ādu vai ierīci.

Lietojot ierīci uz mitras ādas, no ierīces apakšā esošās kontaktligzdas var pilēt ūdens. Tā ir normāla parādība, un tas nav bīstami.

## Ierīces lietošana


**Brīdinājums. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet uzgali, lai pārlicinātos, vai tas nav bojāts. Ja uzgalis ir bojāts, nomainiet to. Nelietojiet bojātu uzgali, jo tas var radīt savainojumus.**

**Brīdinājums. Nevirziet ierīci pāri lielām dzimumzīmēm, tetovējumiem, portvīna plankumiem vai permanentajam grimam.**


## Pirmā lietošanas reize

### Ādas testēšana


Pirms lietojat ierīci uz sejas pirmo reizi, ieteicams pārbaudīt uzgali apakšdelma iekšpusē.




- 1 Uzlieciet ādas krāsas uzlabošanas uzgali uz roktura.



- 2 Lietošanai uz mitras ādas: samitriniet apakšdelma iekšpusi ar ūdeni.



- 3 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.




- 4 Veiciet izmēģinājumu apakšdelma iekšpusē un pēc tam uzgaidiet aptuveni stundu.

Ja iespējamā ādas reakcija stundas laikā mazinās, varat droši lietot uzgali sejai.

### Pirmā lietošanas reize uz sejas


Piezīme. Lietojot ierīci pirmo reizi, ieteicams lietot ādas krāsas uzlabošanas uzgali un tikai divreiz virzīt to pār seju. Ja āda netiek kairināta un ir pieradusi pie ierīces, varat palielināt virzīšanas reižu skaitu. Nekad nevirziet ādas krāsas uzlabošanas uzgali pār seju vairāk kā 4 reizes un ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali — 6 reizes.



- 1 Uzlieciet ādas krāsas uzlabošanas uzgali uz roktura.



**2** Lietošanai uz mitras ādas: nedaudz samitriniet seju ar ūdeni.



**3** Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



**4** Pielieciet uzgali pie vaiga tā, lai justu sūkšanu.

Pārliecinieties, ka uzgali vienmēr ir ciešā saskarē ar ādu. Tomēr nespiediet uzgali pie ādas pārāk spēcīgi.

**5** Uzmanīgi virziet uzgali taisnā līnijā augšupvērstā kustībā uz deniņiem un pēc tam uzgaidiet aptuveni stundu.


Ja iespējamā ādas reakcija stundas laikā mazinās, varat droši lietot uzgali sejai (sk. 'Vispārīga lietošana').

## Pareizā uzgala izvēle

VisaCare Prestige tiek piegādāta ar diviem dažādiem uzgaliem:

- **Ādas krāsas uzlabošanas uzgali ikdienas lietošanai**


- 2–4 reizes vienai vietai
- Saudzīgs pīlings un masāža
- Viegla/saudzīga ādas liftings ar gaisu



Ādas krāsas uzlabošanas uzgali maigi noņem augšējo atmirušo ādas šūnu slāni, kur uzkrājas melanīns. Tas stimulē asins cirkulāciju, lai iegūtu jauneklīgu, sārtu spīdumu.

- **Ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali intensīvākai lietošanai divreiz nedēļā**

- maksimālais lietošanas biežums: 2 reizes nedēļā
- 4–6 reizes vienai vietai (sāciet ar 2–4 reizēm)
- intensīvāks pīlings un masāža
- spēcīgāks ādas liftings ar gaisu



Lietojiet ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali, lai stimulētu ādas dziļāko slāni, kur tiek ražots kolagēns. Tas palīdz ādai veidot vairāk šūnu un padarīt epidermas slāni biezāku, tādējādi iegūstot tvirtu un elastīgu ādu.



Pirmā seansa laikā iesakām lietot ādas krāsas uzlabošanas uzgali, lai redzētu, kā reaģē āda. Ja āda reaģē labi, varat mēģināt lietot ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali.

**Padoms.** Lai iegūtu optimālus rezultātus, varat lietot ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali divreiz nedēļā, bet ādas krāsas uzlabošanas uzgali — pārējās dienās. Tas nozīmē, ka lietosiet ādas krāsas uzlabošanas uzgali katru dienu, izņemot dienas, kad lietosiet ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali. Tālāk skatiet nedēļas grafika piemēru.

| Diena       | Lietotais uzgali                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirmdiena   |  Ādas krāsas uzlabošanas uzgali   |
| Otrdiena    |  Ādas krāsas uzlabošanas uzgali   |
| Trešdiena   |  Ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali |
| Ceturtdiena |  Ādas krāsas uzlabošanas uzgali   |
| Piektdiena  |  Ādas krāsas uzlabošanas uzgali   |
| Sestdiena   |  Ādas krāsas uzlabošanas uzgali   |
| Svētdiena   |  Ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali |

**Brīdinājums.** Nelietojiet abus uzgaļus vienā dienā, jo tas var izraisīt ādas kairinājumu. Pēc viena uzgaļa lietošanas gaidiet līdz nākamajai dienai un tikai tad lietojiet otru uzgali.


**Brīdinājums.** Nelietojiet ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali nedēļu pirms ilgstošas uzturēšanās saules gaismā (piemēram, ja plānojat doties brīvdienās). Sākoties vasarai, iesakām kādu laiku lietot tikai ādas krāsas uzlabošanas uzgali.

## Vispārīga lietošana

**Piezīme.** Lai sasniegtu maksimālu efektu, izmantojiet ierīci katru dienu. Nelietojiet ierīci biežāk, jo tas var izraisīt ādas iekaisumu.

**Brīdinājums.** Ja šķiet, ka ierīce ir bojāta (piemēram, pēc nomešanas vai atsišanas), rūpīgi pārbaudiet uzgali. Ja uzgali ir bojāts, nomainiet to. Nelietojiet bojātu uzgali, jo tas var radīt savainojumus.

**Padoms.** Ieteicams lietot ierīci vakarā, lai novērstu, ka iespējamās ādas reakcijas ir redzamas dienas laikā. Neliels apsārtums un silta, kņudinoša sajūta ir normāla, un šī reakcija pazudīs stundas laikā.




- 1** Uzlieciet ierīci vēlamo uzgali.

**Piezīme.** Nelietojiet ierīci bez uzgaļa, jo tādējādi ādai netiek veikti nekādi uzlabojumi un var rasties nevēlama ādas reakcija.



- 2** Lietošanai uz mitras ādas: Nedaudz samitriniet seju ar ūdeni.




- 3** Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



- 4** Pielieciet uzgali pie zoda tā, lai justu sūkšanu. Pārliecinieties, ka uzgalis vienmēr ir ciešā saskarē ar ādu. Tomēr nespiediet uzgali pie ādas pārāk spēcīgi.
- 5** Saudzīgi virziet uzgali taisnās līnijās. Skatiet šīs rokasgrāmatas aizmugurē esošās atlokāmās lapas pirmo attēlu, kurā parādīts, kā lietot ierīci sejas zonām.

**Piezīme.** Pēc uzgaļa uzlikšanas uz ādas neturiet to vienā vietā.



**Padoms.** Izmantojiet otru roku, lai pavilktu un turētu ādu, un virziet ierīci prom no rokas. Tādējādi varat vieglāk iegūt atbilstošu sūkšanas jaudu, īpaši uz deniņiem un vaigiem.

- 6** Sāciet lietot ierīci no zoda un pēc tam virziet to uz vaigiem, pieri, degunu un deniņiem. Lietojiet ierīci uz visām sejas zonām. Skatiet sejas zonu attēlu šīs rokasgrāmatas aizmugurē.

**Brīdinājums.** Nelietojiet ierīci uz ādas zonas zem vai virs acīm, jo āda tur ir plāna un jutīga. Lietojot ierīci uz smalkajām līnijām acu malās, novietojiet otras rokas pirkstu plakstiņa stūrī un virziet ierīci projām no pirksta.

- 7** Atkarībā no uzgaļa veida un ādas stāvokļa virziet ierīci pār katru zonu vairākas reizes:

- Pirmā lietošanas reize: virziet ikdienas lietošanai paredzēto uzgali pār katru zonu 1 vai 2 reizes.
  - Pēc vairākām lietošanas reizēm: virziet ikdienas lietošanai paredzēto uzgali pār katru zonu 3–4 reizes, vai virziet parasto uzgali pār katru zonu 2 reizes.
  - Optimāliem rezultātiem: virziet ikdienas lietošanai paredzēto uzgali pār katru zonu 4 reizes, vai virziet parasto uzgali pār katru zonu 6 reizes.
- 8** Kad esat apstrādājis visas zonas, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Pilns seanss parasti nepārsniedz 5 minūtes.
- 9** Seansa laikā un pēc tā jutīsiet stimulējošu Air Lift System™ masāžu, kas veicina asins cirkulāciju.

Padoms. Zonās, kur pilnīga saskare ar ādu ir grūtāk sasniedzama, piemēram, uz pieres, izmēģiniet turēt ierīci dažādos veidos. Izmēģiniet dažādas vertikālas un horizontālas kustības, lai atrastu labāko veidu, kā iegūt pareizu saskari ar ādu. Varat arī turēt roku nekustīgi un pārvietot galvu.

## Pēc procedūras

Pēc seansa lietojiet barojošu masku, mitrinošo krēmu, dienas vai nakts krēmu. Pēc katra seansa uz apstrādātajām zonām vismaz 3 dienas lietojiet aizsargkrēmu pret saules apdegumiem ar aizsardzības faktoru (SPF) 30 vai lielāku.

**Brīdinājums. Pēc ierīces lietošanas nākamās 3 dienas ņemiet vērā tālāk minēto.**

- Nelietojiet nekāda cita veida mehānisko vai ķīmisko pīlingu.
- Neveiciet elektrolīzes, sejas vaksācijas procedūras un neizmantojiet depilatorus.


Dekoratīvo kosmētiku var lietot uzreiz pēc ierīces izmantošanas.

## Tīrīšana un kopšana


**Brīdinājums. Neiegremdējiet ierīci ūdenī.**

**Brīdinājums. Roktura vai uzgaļu tīrīšanai nekad nelietojiet beržamos sūkļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.**

Piezīme. Tīriet uzgali pēc katras lietošanas reizes higiēnas apsvērumu dēļ un lai novērstu filtra aizsērēšanu. Procedūras uzgaļa tīrīšanai izmantojiet tikai tīrīšanas līdzekli vai spirta šķidrumu (maks. 70%).



**1** Izslēdziet ierīci.



**2** Noņemiet ierīces uzgali.



**3** Tīriet uzgali ar karstu krāna ūdeni (ne karstāku par 70 °C) un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

**Padoms.** Varat izmantot tīrīšanas suku, lai tīrītu uzgali.

**Padoms.** Ja pīlinga gredzens ir netīrs, iegremdējiet uzgali karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli vai spirta šķīdumā uz 5–10 minūtēm.

**Piezīme.** Tīriet uzgala filtru, turot to ar augšpusi uz leju, lai izskalotu filtrā atlikušos netīrumus.

**4** Noslaukiet uzgali ar bezplūksnu dvieli vai ļaujiet tam nožūt. Kad tas ir sauss, uzlieciet to atpakaļ uz roktura.


**5** Tīriet rokturi ar krāna ūdeni (ne karstāku par 40 °C).

**Piezīme.** Roktura tīrīšanai izmantojiet tikai ūdeni.

**6** Noslaukiet rokturi ar sausu drānu.

**7** Tīriet lādēšanas statīvu ar mitru drāniņu.

**Bīstami!** Sargiet adapteri un uzlādes statīvu no mitruma. Nekad nemērciet tos ūdenī, vai neskalojiet tos zem krāna.



## Glabāšana

Glabājiet ierīci ar pievienotu uzgali uzlādes statīvā vai somiņā.

**Padoms.** Lai ievērotu lietošanas plānu, ierīci uzglabājat ar uzgali, kuru izmantojat visbiežāk, un otru uzgali uzglabājat somiņā.

**Piezīme.** Neuzglabājat mitru uzgali uz ierīces vai somiņā.

**Piezīme.** Nedaudz mitru rokturi var uzglabāt uz uzlādes statīva.

## Nomaiņa

Lai iegūtu optimālus rezultātus, ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali (SC6891, ar tekstu "2x/week" (divreiz nedēļā) uzgaļa iekšpusē) nomainiet ik pēc sešiem mēnešiem, bet ādas krāsas uzlabošanas uzgali (SC6895, ar tekstu "Daily" (katru dienu) uz uzgaļa) — ik pēc diviem mēnešiem (vai biežāk, ja abrazīvā struktūra ir deformēta vai bojāta). Nomaiņas uzgaļi ir pieejami mūsu vietnē.

## Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakta informāciju varat atrast bukletā par garantiju visā pasaulē).

## Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).




- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.


## Atkārtoti uzlādējamās baterijas izņemšana

**Atkārtoti uzlādējamās baterijas izņemiet tikai tad, kad likvidējat ierīci. Pirms bateriju izņemšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no sienas kontaktligzdas un baterijas ir pavisam tukšas.**

**Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat ierīces atvēršanas rīkus un likvidējat uzlādējamo akumulatoru.**



- 1 Noņemiet ierīces priekšējo un aiz mugurējo paneli, izmantojot skrūvgriezi, un izņemiet ierīces iekšējo korpusu.



- 2 Ar skrūvgriezi noņemiet no iekšējā korpusa skavas.
- 3 Izņemiet no iekšējā korpusa (1) elektroniskās detaļas un atvienojiet uzlādējamo bateriju (2).

## Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

## Traucējumu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

| Problēma                                                       | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es nezinu, vai ierīce ir piemērota izmantošanai uz manas ādas. | Lūdzu, pārbaudiet, vai ierīce ir piemērota jūsu ādai (sk. 'Kontrindikācijas un citi brīdinājumi').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ierīce netiek uzlādēta.                                        | Pārliedzinieties, vai kontaktligzda, kurai pievienojat ierīci, darbojas. Pārliedzinieties, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrosprieguma tīklam jūsu mājā. Pārbaudiet, vai pareizi novietojāt ierīci uz paliktna. Ja lietojat kontaktligzdu vannas istabā, jums, iespējams, būs jāieslēdz gaismā, lai aktivizētu kontaktligzdu. Ja ierīces indikators joprojām neiedegas vai ierīce netiek uzlādēta, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. |
| Ierīce vairs nedarbojas.                                       | Uzlādējiet ierīci atbilstoši norādījumiem šajā lietotāja rokasgrāmatā. Pārbaudiet, vai nenotiek strāvas padeve vai sienas kontaktligzda ir bojāta. Pārbaudiet, vai ierīces uzlādes indikators iedegas, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta. Pārliedzinieties, ka esat pareizi nospiedis ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.                                                              |

| Problēma                                                                                       | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce nedarbojas, kad tā tiek uzlādēta.                                                       | Šis ir drošības līdzeklis. Ierīce nav paredzēta darbībai uzlādes laikā. Lai varētu ierīci lietot 5 minūtes, veiciet tās uzlādi aptuveni 1 stundu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mana āda reagē uz procedūru, kas veikta ar ierīci.                                             | Tieši pēc ierīces lietošanas iespējams neliels apsārtums. Lietošanas laikā var rasties silta, kņudinoša sajūta. Šie efekti parasti izzūd dažu minūšu laikā un lielākoties tiek raksturoti kā patīkami. Iespējams, ka āda kļūs sausa vai plēkšņaina, ilgstoši sāra vai pietūkusi. Šādā gadījumā, iespējams, esat piespiedis ierīci pārāk spēcīgi uz savas sejas vai apstrādājis vienu un to pašu zonu pārāk daudz reižu. Mēģiniet lietot mazāku spiedienu uz ierīci nākamā seansa laikā vai apstrādāt zonu mazāk reižu. Retos gadījumos ierīce var izraisīt zilumu vai tūlzni, skrāpējumu vai pigmentācijas maiņu. Gandrīz visas ādas reakcijas izzūdīs nedēļas laikā, pigmentācijas maiņa samazināsies vairāku nedēļu vai mēnešu laikā. Lai izvairītos no iespējamām blakusparādībām, pēc procedūras izmantojiet dienas krēmu ar faktoru aizsardzībai pret sauli vai krēmu aizsardzībai pret sauli. Tas palīdz novērst saules apdegumus. Ierīce ir testēta un apstiprināta drošai izmantošanai atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai. Medikamenti vai produkti un to iespējamās blakusparādības var dažādi ietekmēt atsevišķus cilvēkus. Tā kā vienmēr pastāv iespēja, ka var rasties reta vai iepriekš nezināma blakusparādība, lietojot šo ierīci vai citu izstrādājumu, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, ja radusies iepriekš neminēta blakusparādība. |
| Grūti virzīt ierīci pa ādu/nejūtu sūkšanu/efekts šķiet mazāks nekā pēc iepriekšējiem seansiem. | Pārbaudiet, vai filtrs nav aizsērējis. Tīriet uzgali, skalojot to zem krāna. Ja pilinga gredzens ir netīrs, iegremdējiet uzgali karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli uz 5–10 minūtēm. Varat izmantot tīrīšanas suku, lai tīrītu to. Tīriet uzgaļa filtru, turot to ar augšpusi uz leju, lai izskalotu filtrā atlikušos netīrumus. Noslaukiet uzgali ar bezplūksnu dvieli vai ļaujiet tam nožūt. Pārbaudiet, vai jūtat ierīces sūkšanas darbību, kad uzgalis ir noņemts: noņemiet uzgali un pēc tam ieslēdziet ierīci. Novietojot pirkstu uz atveres, jums būtu jājūt sūkšana. Ja to nejūtat, ierīce, iespējams, ir bojāta. Lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Man ir grūtības uzturēt sūkšanas jaudu uz pieres.                                              | Izmēģiniet turēt ierīci dažādos veidos, lai atrastu pareizo uzgaļa leņķi attiecībā pret pieri un nodrošinātu pareizu saskari ar ādu. Virziet ierīci lēnām pār pieri. Varat arī mēģināt turēt roku nekustīgi un pārvietot galvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nezinu, kad sākt izmantot ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali.                                    | Kad vairs nav jūtamas blakusparādības pēc ādas krāsas uzlabošanas uzgaļa lietošanas varat izmantot ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pirmo reizi izmantojot jaunu procedūras uzgali, var rasties atšķirīga ādas reakcija. Jūsu ādai ir nepieciešams laiks, lai pierastu pie jaunā uzgaļa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vai varu apvienot VisaCare Prestige lietošanu ar sauļošanos?                                   | Ja plānojat sauļoties (piemēram, vasaras brīvdienās), ieteicams pārtraukt lietot ādas tvirtuma uzlabošanas uzgali vienu nedēļu pirms brīvdienām un visu laiku, kamēr atrodaties saulē. Varat turpināt lietot ādas krāsas uzlabošanas uzgali. Pēc katra seansa uz apstrādātajām zonām vismaz 3 dienas ieteicams izmantot aizsargkrēmu pret saules apdegumiem ar aizsardzības faktoru (SPF) 30 vai lielāku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Problēma**

Mana āda joprojām ir jutīga no iepriekšējā seansa. Vai varu sākt jaunu seansu?

**Risinājums**

Ja pēdējoreiz ierīci lietojāt vismaz pirms 2 dienām, varat lietot VisaCare Prestige atkal. Ieteicams uzmanīties ar virzīšanas reižu skaitu. Nevirziet ierīci pār vienu un to pašu vietu.

| 部件名称                                              | 有害物质   |        |        |              |            |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
|                                                   | 铅 (Pb) | 铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) |
| 转换插头                                              | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 适配器 印刷的电路板                                        | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 充电站的金属触点                                          | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。                           |        |        |        |              |            |
| ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  |        |        |        |              |            |
| ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 |        |        |        |              |            |



## Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kas yra „VisaCare Prestige“ ir kaip jis gali padėti jūsų odai?

Kai jūsų oda jauna, jis greitai pati atsinaujina, yra tvirta, elastinga ir skaisti. Laikui bėgant odos metabolizmas lėtėja. Pavyzdžiui, rytą miego žymės išnyksta lėčiau – tai ženklas, kad jūsų oda praranda elastingumą ir tūrį. Laiko niekas negali sustabdyti, bet yra būdų ilgiau išlaikyti jūsų grožį ir jaunatviškumą.

Kiekvienas žino, kad reguliariai mankštinantis palaikoma gera kūno forma ir tonusas. Lygiai taip pat jūsų oda gali pasidaryti tvirtesnė ir skaistesnė, jei ją reguliariai stimuliuojate, odos ląstelėms tiekiami deguonis ir maitinimo medžiagos. Dėl to mes sukūrėme „VisaCare Prestige“: jūsų kasdienį veido treniravimo prietaisą, skirtą kovoti su dviem senėjimo požymiais – standumo praradimu ir pilka veido spalva.


Galite patogiai naudoti „VisaCare Prestige“ savo namuose, kad galėtumėte mėgautis standesne, skaistesne oda.

Pasiruošę pradėti? Naudokite „VisaCare Prestige“ namuose kasdien, kad galėtumėte pasidžiaugti tikrais ir matomais rezultatais.


## Kaip veikia „Philips“ „VisaCare Prestige“

„Philips“ „VisaCare Prestige“ įdiegta „DualAction Air Lift & Exfoliation“ sistema, kuri tuo pačiu metu ir masažuoja, ir šveičia. Dviejų pritaikytų antgalių (stangrinimo ir skaistinimo) veikimo intensyvumas skirtingas, kad būtų konkrečiai tenkinami jūsų odos senėjimo stabdymo poreikiai.

- Tvirtesnė oda: standinimo antgalis stimuliuoja gilesnį odos sluoksnį, kuriame gaminamas kolagenas. Jis skatina odą gaminti daugiau odos ląstelių ir didinti epidermio storį. Naudokite jį du kartus per savaitę.



- Jaunatviška veido spalva: skaistinimo antgalis švelniai šalina viršutinį negyvų odos ląstelių sluoksnį, kuriame kaupiasi melaninas. Jis stimuliuoja kraujo apytaką, skatindamas jaunatvišką rausvumą dabar ir ateityje. Naudokite jį kasdien.



## Bendrasis aprašas (1 pav.)

- 1 Filtras
  - 2 Šveičiamasis žiedas
  - 3 Skaistinio antgalis kasdieniam naudojimui
  - 4 Standinio antgalis
  - 5 Įjungimo / išjungimo mygtukas
  - 6 Įkrovimo lemputė ir baterijos išsikrovimo indikatorius
  - 7 Rankena
  - 8 Oro išleidimas
  - 9 Įkrovimo stovas
  - 10 Mažas kištukas
  - 11 Adapteris
- Krepšelis (neparodyta)
  - Valymo šepetėlis (neparodyta)

## Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

## Pavojus




- Adapterį laikykite sausai.



- Neįkraukite prietaiso drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli pripildytos vonios, veikiančio dušo ar pripildyto plaukimo baseino).

## Įspėjimas



- Norėdami įkrauti bateriją naudokite tik atjungiamą maitinimo bloką (SSW-2600), tiekiamą su prietaisu.

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra sumažinti, arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba pateikia instrukciją, kaip saugiai naudoti prietaisą, už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Kad išvengtumėte sužalojimų, nenaudokite apgadinto ar sugedusio prietaiso arba adapterio.
- Jei adapteris apgadintas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Adapteryje yra transformatorius. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenujunkite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Nenaudokite prietaiso duše arba vonioje.
- Nenaudokite prietaiso, jei antgalis sulaužytas, įskilęs, apgadintas ar nešvarus. Prieš naudodami visada patikrinkite antgalį. Jei abejojate, pakeiskite antgalį.
- Į lizdą, skirtą mažam kištukui, nekiškite jokių metalinių daiktų, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Šiame prietaise yra magnetas. Magnetus laikykite toliau nuo širdies stimuliatorių. Asmenys, kurių kūne implantuoti širdies stimulatoriai ar kiti prietaisai, neturi artintis prie magnetų. Prieš tokiems asmenims naudojant magnetus ar liečiantis prie jų, būtina klausti medicinos specialisto nuomonės.



**Dėmesio!**

- Nenaudokite šio prietaiso jokių kitų tikslų, išskyrus masažą ir švelnų negyvos viršutinio odos sluoksnio pašalinimą normaliam odos atsinaujinimui paspartinti.
- Kad išvengtumėte odos sudirginimo:
  - Nenaudokite prietaiso daugiau nei vieną kartą per dieną.
  - Nenaudokite standinimo antgalio daugiau nei du kartus per savaitę.
  - Nenaudokite standinimo antgalio ir skaistinimo antgalio tą pačią dieną.
- Nenaudokite prietaiso kartu su (šveitimo) kremais ir cheminėmis bei mechaninėmis šveitimo priemonėmis, nes tai gali pakenkti prietaisui ir jūsų odai.
- Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 5–35 °C (40–95 °F) temperatūroje.
- Visiškai įkraukite prietaisą bent kartą per 3 mėnesius, kad pailgėtų baterijos naudojimo laikas.
- „VisaCare Prestige“ pagerina jūsų kremų ir veido kaukių absorbuojamumą. Dėl šio pagerinto sunaudojimo galima neigiama odos reakcija. Patariama nekeisti kremų per pirmąsias 2–4 „VisaCare Prestige“ naudojimo savaites. Kai pradėsite naudoti naują kremą po šio laikotarpio, pirmiausia atlikite šio kremo testą mažoje srityje. Nebenaudokite šio kremo, jei atsiranda neigiama odos reakcija jums ištepęs juo odą, kuriai naudojote „VisaCare Prestige“. Kai pradėsite naudoti prietaisą ar kai pradėsite iš naujo po didesnės kaip 2 savaičių pertraukos, vėl pradėkite nuo skaistinimo antgalio. Taip jūsų oda vėl pripras prie prietaiso.

**Kontraindikacijos ir kiti perspėjimai**

- Šis prietaisas sukurtas pilkos ir nukarusios veido odos būklei gerinti. Šio prietaiso tikslinio panaudojimo sritis yra veido oda (išskyrus sritį po akimis ir virš jų).

### Nenaudokite šio prietaiso toliau nurodytais atvejais:

- Jei srityse, kurias norite apdoroti, yra odos infekcijų, atvirų žaizdų, išbėrimų, nudegimų, nudegimų nuo saulės, uždegimų, egzema, psoriazė, rožinė (rosacea), telangiektazija (kuperozė arba žvaigždinės venos), jautri oda, aktyvių infekcijų, kaip pūslelinė ar spuogai (aknė).
- Jei srityse, kurioms norite taikyti procedūras, yra didelių apgamų, tatuiruočių, liepsninių apgamų, odos sudirgimų ar ilgalaikio makiažo.
- Jei jūsų oda dar neatsigavo po kosmetikos procedūrų, pvz., cheminio ar mechaninio šveitimo, odos atnaujinimo lazeriu, frakcinio atnaujinimo lazeriu, mezoterapijos ar kitos odos užpildų terapijos, atliktos per pastarąsias dvi savaites.
- Jei vartojate vaistus, kurie gali turėti įtakos jūsų odai, pvz., steroidus ar vaistus nuo spuogų (akutaną, izotretinoiną ar roakutaną). Pasitarkite su savo gydytoju.
- Jei turite karpų, nebandykite jų pašalinti šiuo prietaisu. Jos gali išplisti.
- Jei turite randų, prieš pradėdami naudoti prietaisą pasitarkite su gydytoju arba dermatologu.
- Jei naudojate kitą namų odos priežiūros priemonę, kurios sudėtyje yra šveitimo veikliųjų medžiagų.

### Bendrieji patarimai

- Po kiekvieno seanso srityse, kuriose naudojote prietaisą, patartina mažiausiai 3 dienas naudoti apsaugos nuo saulės priemones (SPF 30 ar didesnis).
- Jei sergate odos ligomis (įskaitant melanomą, bazinių ląstelių karcinomą, aktininę keratozę, melazmą, sisteminę raudonąją vilkligę, porfiriją, krešėjimo anomaliją ar kolageno sutrikimus, pvz., keloidus, didelius randus, bet tuo neapsiribojant, arba jei blogai gyja žaizdos), prieš pradėdami naudoti prietaisą pasitarkite su gydytoju.
- Jei planuojate mėgautis saule (pvz., per vasaros atostogas), rekomenduojame nutraukti standinimo antgalio naudojimą ir naudoti tik skaitinimo antgalį vieną savaitę prieš atostogas ir tol, kol būsite intensyviai veikiami saulės.

## Elektromagnetiniai laukai (EML)


Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų poveikiui taikomus standartus ir normas.

## Įkrovimas


### Prietaiso įkrovimas

Pastaba. Galite naudoti prietaisą ir baterijai esant nevysiškai įkrautai. Tačiau šiuo atveju veiksmingumas ir veikimo laikas nebus optimalūs.


Pastaba. Įprastai įkrovimas trunka maždaug 8 valandas. Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, neprisijungus prie maitinimo šaltinio dirbti galima iki 30 minučių.



- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- 2 Įkiškite mažą kištuką į įkrovimo stovo lizdą ir prijunkite adapterį prie sieninio elektros lizdo.



- 3 Uždėkite prietaisą ant krovimo stovo.



- Įkrovimo lemputė, nurodanti, kad prietaisas įkraunamas, mirksi baltai.



- Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovimo lemputė pradeda nuolat šviesti baltai. Po maždaug 30 minučių įkrovimo lemputė užgesa, kad būtų taupoma energija.

## Indikatorius „Baterija senka“

Kai baterija beveik išseikvota, įkrovimo lemputė mirksi geltona spalva 4 sekundes naudojant ir po to, kai jūs išjungiame prietaisą. Baterijos energijos dar pakanka užbaigti 5 minučių seansui. Kai baterija visiškai išseikvota, prietaisas išjungiamas automatiškai ir įkrovimo lemputė labai dažnai mirksi geltona spalva.

## Paruošimas naudoti

Visada nusivalykite veidą prieš naudodami „VisaCare Prestige“. Savo nuožiūra naudokite prietaisą esant sausam ar drėgnam veidui.

Pastaba. Šis prietaisas skirtas naudoti esant sausam arba vandeniu sudrėkintam veidui. Nenaudokite jo kartu su vaido kauke, (šveitimo) kremu ar panašiais produktais, nes jie gali užkimšti prietaisą.

## Šlapias siurbimas



Šis prietaisas pagamintas naudoti esant drėgnai odai. Prieš naudodami galite sudrėkinti odą nedideliu kiekiu vandens. Galite patys nuspręsti, ar naudoti prietaisą esant sausai ar drėgnai odai, abiem atvejais jūsų oda pasidarys tvirtesnė, bet antgalis lengviau, maloniau ir švelniau slysta drėgna oda.

Šį prietaisą galima naudoti tik esant švariai odai. Būtinai kruopščiai nuskalaukite veidą panaudoję putas, valiklius ar kitus odos priežiūros produktus, kad būtų užtikrintas optimalus veiksmingumas ir ilgesnis naudojimo laikas.

Patarimas. Jei jūsų oda išdžiūsta prieš pasibaigiant seansui, dar šiek tiek sudrėkinkite odą vandeniu, kad antgalis vėl lengviau slystų oda.



**Įspėjimas. Nenaudokite prietaiso duše arba vonioje.**

Norint užtikrinti, kad jūsų „VisaCare Prestige“ gerai veiktų esant drėgnai odai, prietaisas aprūpintas išmania sistema, kuri aktyvinama, kai viduje yra daug vandens. Dėl to prietaisas gali skleisti trūkčiojantį dūzgimo garsą, kol sąlygos vėl pasidarys optimalios naudojimui tęsti esant drėgnai odai. Tai normalu ir užtikrina, kad galite naudoti prietaisą esant drėgnai odai. Tai neturi jokios įtakos jūsų odai ar jūsų prietaisui.

Kai naudojate esant drėgnam veidui, vanduo gali lašėti pro lizdą, esantį prietaiso apačioje. Tai normalu ir nepavojinga.

## Prietaiso naudojimas

**Įspėjimas. Prieš naudodami visada apžiūrėkite antgalį, ar jis neapgadintas. Jei antgalis apgadintas, pakeiskite jį. Nenaudokite apgadinto antgalio, nes tai gali lemti sužalojimą.**


**Įspėjimas. Nebraukite prietaisu didelių apgamų, tatuiruočių, liepsninių apgamų ir ilgalaikio makiažo.**

## Naudojimas pirmą kartą


### Odos bandymas

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą veidui apdoroti mes patariame atlikti antgalio testą vidinėje dilbio srityje prieš naudojant veidui.


**1** Uždėkite skaistinio antgalį ant rankenos.



**2** Naudojant drėgnai: šiek tiek sudrėkinkite vandeniu vidinę dilbio pusę.



**3** Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.




**4** Perbraukite vidinėje dilbio srityje ir palaukite apie valandą.


Jei galima odos reakcija išnyksta per vieną valandą, galite saugiai naudoti šį antgalį veidui.

### Naudojimas pirmą kartą veidui

Pastaba. Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, mes jums patariame naudoti skaistinio antgalį ir braukti tik 2 kartus. Jei nepasireiškia odos reakcijos ir jūsų oda priprato prie prietaiso, galite braukti daugiau kartų. Niekada nebraukite daugiau 4 kartų skaistinio antgaliu ir daugiau 6 kartų standinio antgaliu.








- 1 Uždėkite skaistinio antgalį ant rankenos.



- 2 Naudojant drėgnai: šiek tiek sudrėkinkite veidą.



- 3 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.



- 4 Priglauskite antgalį prie skruosto taip, kad pajustumėte siurbimą.

Užtikrinkite, kad antgalis visada visiškai liestų odą. Tačiau stipriai nespauskite antgalio prie odos paviršiaus.


- 5 Švelniai stumkite antgalį tiesia linija aukštyn link smilkinio ir paskui palaukite apie vieną valandą.

Jei galima odos reakcija išnyksta per vieną valandą, galite saugiai naudoti šį antgalį visam veidui (žr. 'Bendrasis naudojimas').


## Tinkamo antgalio pasirinkimas

„VisaCare Prestige“ tiekiamas su dviem skirtingais antgaliais:

- **Skaistinio antgalis kasdieniam naudojimui**
  - 2–4 braukimai per sritį
  - Švelnus eksfoliavimas ir masažas
  - Švelnus / nestiprus pneumatinis pakėlimas



Skaistinio antgalis švelniai šalina viršutinį negyvų odos ląstelių sluoksnį, kuriame kaupiasi melaninas. Jis stimuliuoja kraujo apytaką, suteikdamas jaunatvišką rausvumą.



- **Standinimo antgalis intensyvesniam naudojimui du kartus per savaitę**
  - maksimalus naudojimas: 2 kartus per savaitę
  - 4–6 braukimai per sritį (pradėkite nuo 2–4 braukimų)
  - intensyvesnis eksfoliavimas ir masažas
  - stipresnis pneumatinis pakėlimas

Naudokite standinimo antgalį stimuliuoti gilesniam odos sluoksniui, kuriame gaminamas kolagenas. Jis skatina odą gaminti daugiau odos ląstelių ir didinti epidermio storį, kad oda būtų standi ir elastinga.

Mes patariame jums naudoti skaistinimo antgalį per pirmąjį seansą, kad pamatytumėte odos reakciją. Jei oda gerai reaguoja į skaistinimo antgalį, galite bandyti standinimo antgalį.

Patarimas. Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, galite naudoti standinimo antgalį du kartus per savaitę, o skaistinimo antgalį – visomis kitomis dienomis. Taigi tai reiškia, kad naudojate skaistinimo antgalį kiekvieną dieną, išskyrus dienas, kuriomis naudojate standinimo antgalį. Žr. toliau pateikiamą savaitės tvarkaraščio pavyzdį:

| Diena          | Naudotas antgalis                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirmadienis    |  Skaistinimo antgalis  |
| Antradienis    |  Skaistinimo antgalis  |
| Trečiadienis   |  Standinimo antgalis   |
| Ketvirtadienis |  Skaistinimo antgalis  |
| Penktadienis   |  Skaistinimo antgalis  |
| Šeštadienis    |  Skaistinimo antgalis  |
| Sekmdienis     |  Standinimo antgalis |

**Įspėjimas.** Niekada nenaudokite abiejų antgalių tą pačią dieną, nes dėl galimas odos sudirginimas. Panaudoję vieną antgalį, kitą antgalį naudokite kitą dieną.

**Įspėjimas.** Nenaudokite standinimo antgalio vieną savaitę iki to laiko, kai būsite veikiami intensyvios saulės šviesos (pavyzdžiui, jei vykstate atostogų į saulėtą vietovę). Prasidėjus vasarai mes patariame šiek tiek laiko naudoti tik skaistinimo antgalį.


## Bendrasis naudojimas

Pastaba. Kad poveikis būtų maksimalus, naudokite prietaisą kiekvieną dieną. Nenaudokite prietaiso dažniau, nes tai gali lemti odos sudirginimą.

**Įspėjimas.** Jei įtariate, kad prietaisas apgadintas (pavyzdžiui, jei buvo numestas ar sutrenktas), kruopščiai patikrinkite antgalį. Jei

**antgalis apgadintas, pakeiskite jį. Nenaudokite apgadinto antgalio, nes tai gali lemti sužalojimą.**

Patarimas. Mes rekomenduojame naudoti prietaisą vakare, kad galimos odos reakcijos nebūtų matomos dieną. Nedidelis paraudimas ir šiltas dilgčiojimas yra normalu ir turi išnykti per 1 valandą.




- 1 Ant prietaiso uždėkite pageidaujamą antgalį.

Pastaba. Nenaudokite prietaiso be antgalio, nes tai nėra naudinga jūsų odai ir gali sukelti nepageidaujamą odos reakciją.



- 2 Naudojant drėgnai: šiek tiek vandeniu sudrėkinkite odą.



- 3 Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.



- 4 Priglauskite antgalį prie smakro taip, kad pajustumėte siurbimą. Užtikrinkite, kad antgalis visada visiškai liestų odą. Tačiau stipriai nespauskite antgalio prie odos paviršiaus.
- 5 Švelniai braukite antgaliu tiesiomis linijomis. Kaip naudoti prietaisą veido zonose žr. pirmąją iliustraciją atlenkiamame puslapyje šio vadovo gale.

Pastaba. Pridėję antgalį prie odos nelaikykite jo vienoje vietoje.



Patarimas. Kita ranka įtempkite ir laikykite odą, braukite prietaisu tolyn nuo rankos. Taip lengviau pasiekti tinkamą siurbimą, ypač smilkinių ir skruostų srityse.

- 6 Pradėkite naudoti prietaisą nuo smakro, paskui to pereikite prie skruostų, kaktos, nosies ir smilkinių. Būtinai perbraukite prietaisu visas sritis. Žr. veido zonų iliustraciją šio vadovo gale.

Įspėjimas. Nenaudokite prietaiso odoi po akimis ar virš jų, nes ten oda plona ir gležna. Kai naudojate prietaisą smulkioms raukšlelėms šalia akių, pridėkite kitos rankos pirštą prie akies voko kampo ir braukite prietaisu tolyn nuo piršto.

- 7 Priklausomai nuo antgalio tipo ir jūsų odos būklės kiekvieną sritį braukite prietaisu kelis kartus.
  - Naudojimas pirmą kartą: braukite kasdieniu antgaliu kiekvieną sritį 1 ar 2 kartus.
  - Kelis kartus panaudoję: braukite kasdieniu antgaliu kiekvieną sritį nuo 3 iki 4 kartų arba braukite normaliu antgaliu kiekvieną sritį 2 kartus.
  - Kad pasiektumėte optimalių rezultatų: braukite kasdieniu antgaliu kiekvieną sritį 4 kartus arba braukite normaliu antgaliu kiekvieną sritį 6 kartus.
- 8 Apdoroję visas sritis paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Visas seansas paprastai neužtrunka ilgiau 5 minučių.
- 9 Per kiekvieną seansą ir po jo jausite stimuliuojantį „Air Lift System™“ masažo poveikį, kuris skatina kraujo apytaką.

Patarimas. Srityse, kuriose visišką kontaktą pasiekti sunku, pvz., kaktos srityje, išbandykite įvairius prietaiso laikymo būdus. Išstirkite vertikalius ir horizontalius judesius, kad rastumėte geriausią būdą pasiekti tinkamą kontaktą su jūsų oda. Taip pat galite nejudinti rankos, o judinti galvą.

## Po procedūros

Po seanso panaudokite maitinančią kaukę, drėkinimo priemonę, dieninį arba naktinį kremą. Po kiekvieno seanso patartina apdorotose vietose mažiausiai 3 dienas naudoti apsaugos nuo saulės priemones (SPF 30 ar didesnis).

**Įspėjimas. Atkreipkite dėmesį į tolesnius veiksmus 3 dienas po to, kai panaudojote prietaisą:**

- Nenaudokite jokio kito mechaninio ar cheminio eksfoliavimo būdo.
- Nesinaudokite elektrolize, veido vaškvimu ir nenaudokite depiliatorių.


Makiažą galite naudoti tuoj pat po prietaiso panaudojimo.

## Valymas ir priežiūra


**Įspėjimas. Neįmerkite prietaiso į vandenį.**

**Įspėjimas. Niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šveičiančių valymo medžiagų arba agresyvių skysčių, pvz., benzino arba acetono, rankenai arba antgaliams valyti.**

Pastaba. Kaskart panaudoję valykite antgalį higienos tikslais ir kad užkirstumėte kelią filtro užkimšimui. Antgaliui valyti naudokite tik plovimo skystį arba alkoholio tirpalą (maks. 70 %).



1 Išjunkite prietaisą.



2 Nuo prietaiso nuimkite antgalį.



3 Valykite antgalį po vandentiekio čiaupu karštu vandeniu (maks. 70 °C) ir nedideliu kiekiu plovimo skysčio.

Patarimas. Antgaliui valyti galite naudoti valymo šepetėlį.

Patarimas. Jei eksfoliavimo žiedas nešvarus, 5–10 minučių pamirkykite antgalį karštame vandenyje su plovimo skysčiu arba alkoholio tirpale.

Pastaba. Valykite antgalio filtrą viršutine dalimi žemyn, kad nuskalautumėte visus nešvarumus, likusius filtre.

4 Nusausinkite antgalį rankšluosčiu be pūkų arba palikite išdžiūti ore. Kai išdžiūs, uždėkite atgal ant rankenos.


5 Valykite rankeną po vandentiekio čiaupu (maks. 40 °C).

Pastaba. Rankenai valyti naudokite tik vandenį.

6 Nusausinkite rankeną sausu audeklu.

7 Įkrovimo stovą valykite drėgna šluoste.

Pavojus! Laikykite adapterį ir įkrovimo stovą sausi. Niekada neįmerkite jų į vandenį ir neskalauskite po vandentiekio čiaupu.



## Laikymas

Prietaisą su uždėtu antgaliu laikykite įkrovimo stovė arba maišėlyje.

Patarimas. Palikite dažniausiai naudojamą antgalį ant prietaiso, o kitą antgalį laikykite maišėlyje, taip bus lengviau laikytis naudojimo plano.

Pastaba. Nelaikykite šlapio antgalio ant prietaiso arba maišėlyje.

Pastaba. Galima laikyti šiek tiek drėgną rankeną ant įkrovimo stovo.

## Pakeitimas

Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, rekomenduojama pakeisti standinimo antgalį (SC6891, su tekstu „2x/week“ (du kartus per savaitę) antgalio viduje) kas šešis mėnesius, o skaistinimo antgalį (SC6895, su tekstu „Daily“ (kasdien) ant antgalio) kas du mėnesius (arba anksčiau, jei šveičianti struktūra deformuota arba apgadinta). Pakaitinių antgalių galima gauti naudojantis mūsų žiniatinklio svetaine.

## Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).

## Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).




- Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). Prašome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai.
- Laikykites jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei įkraunamų maitinimo elementų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.


## Pakartotinai įkraunamos baterijos išėmimas

Pakartotinai įkraunamas baterijas išimkite tik tada, kai išmetate prietaisą. Prieš išimdami baterijas įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterijos yra visiškai išsikrovusios.

Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojate įrankiais, norėdami atidaryti prietaisą, ir kai šaliname pakartotinai įkraunamą bateriją.



- 1 Nuimkite prietaiso galinį ir priekinį skydelius atsuktuvu ir išimkite vidinį prietaiso korpusą.



- 2 Atsuktuvu išimkite sąvaržas iš vidinio korpuso.
- 3 Išimkite elektroniką iš vidinio korpuso (1) ir atjunkite pakartotinai įkraunamą bateriją (2).

## Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

## Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

| Problema                                               | Sprendimas                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nežinau, ar prietaisas yra tinkamas naudoti mano odai. | Patikrinkite, ar prietaisas yra tinkamas jūsų odai (žr. "Kontraindikacijos ir kiti perspėjimai"). |

| Problema                                                                                                    | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaisas neįkraunamas.                                                                                    | Įsitikinkite, kad lizde, prie kurio jungiate prietaisą, yra įtampa. Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą. Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote prietaisą į stovą. Jei naudojate vonioje esantį lizdą, gali tekti įjungti šviesą, kad jį aktyvintumėte. Jei prietaiso lemputė vis tiek nenušvinta arba jei prietaisas vis tiek neįkraunamas, susisiekite su „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru jūsų šalyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prietaisas neveikia.                                                                                        | Įkraukite prietaisą pagal šiame naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas. Patikrinkite, ar tiekama elektros energija ir ar sieniniame elektros lizde yra įtampa. Patikrinkite, ar prietaiso įkrovimo lemputė šviečia, kad įsitikintumėte, kad prietaisas įkraunamas. Įsitikinkite, kad tinkamai nuspaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei prietaisas vis tiek neveikia, susisiekite su „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru jūsų šalyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prietaisas neveikia, kai yra įkraunamas.                                                                    | Tai saugos priemonė. Nenumatyta, kad prietaisas veiktų įkraunamas. Kad užtikrintumėte 5 minučių seansą, įkraukite prietaisą apie 1 valandą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mano oda reaguoja į prietaiso naudojimą.                                                                    | Naudojant šį prietaisą, iš karto panaudojus galimas nedidelis paraudimas. Naudodami galite pajusti šilumą ir dilgčiojimą. Šie poveikiai paprastai išnyksta po kelių minučių ir paprastai tai malonūs pojūčiai. Gali būti, kad oda taps sausa ar žvynuota, ilgai išliks paraudusi arba patins. Tokiu atveju galbūt per stipriai spaudėte prietaisą prie veido arba braukėte per tą pačią sritį per daug kartų. Bandykite silpniau spausti prietaisą per kitą seansą arba braukite prietaisu per sritį mažiau kartų. Retais atvejais naudojant prietaisą gali atsirasti mėlynė arba pūslė, įbrėžimas ar pigmentacijos pakitimas. Beveik visos odos reakcijos išnyks per savaitę, pigmentacijos pakitimas mažės per kelias savaites ar mėnesius. Kad išvengtumėte galimų šalutinių poveikių, po procedūros naudokite dieninį kremą, turintį apsaugos nuo saulės savybių, arba apsaugos nuo saulės kremą. Tai apsaugos nuo nudegimų saulėje. Prietaisas išbandytas ir pripažintas saugiu naudoti, jei naudojamas taip, kaip aprašyta naudotojo vadove. Vaistai ar produktai ir jų šalutinis poveikis kiekvieną žmogų gali paveikti skirtingai. Kadangi visada yra galimybė, kad retai pasitaikantis arba anksčiau nežinomas šalutinis poveikis gali pasireikšti naudojant šį prietaisą arba bet kurį kitą produktą, jei patirsite šalutinį poveikį, nepamirėta anksčiau, kreipkitės į „Philips“ vartotojų aptarnavimo centrą. |
| Sunku braukti prietaisu per odą / neįsibūti siurbimo / poveikis, atrodo, mažesnis nei po ankstesnių seansų. | Patikrinkite, ar filtras neužkimštas. Valykite antgalį skalaudami po vandentiekio čiaupu. Jei eksfoliavimo žiedas nešvarus, 5–10 minučių pamirkykite antgalį karštame vandenyje su plovimo skysčiu. Jam valyti galite naudoti valymo šepetėlį. Būtinai valykite filtrą antgaliu žemyn, kad nuskalautumėte visus nešvarumus, likusius filtre. Nausinkite antgalį rankšluosčiu be pūkų arba palikite išdžiūti ore. Patikrinkite, ar jaučiate prietaiso siurbimą, kai antgalis nuimtas: nuimkite antgalį ir įjunkite prietaisą. Uždėję pirštą ant angos turėtumėte pajusti siurbimą. Jei nejaučiate siurbimo, prietaisas gali būti sugedęs. Susisiekite su savo šalies „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Man sunkiai pavyksta palaikyti siurbimą kaktos srityje.                                                     | Išbandykite įvairius prietaiso laikymo būdus, kad rastumėte tinkamą antgalio kampą su kakta, kad būtų užtikrintas kontaktas su oda. Būtinai braukite prietaisu per kaktą lėtai. Galite bandyti nejudinti rankos, o judinti galvą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





## Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) címen.

Mi az a VisaCare Prestige, és hogyan ápolhatja vele a bőrét?

Amíg a bőr fiatal, addig rövid idő alatt képes regenerálódni, így a fiatal bőr mindig feszes, rugalmas és élénk. Idővel azonban lelassul a bőr anyagcseréje. Ez abból is látható például, ha reggel az alvás okozta nyomok lassabban tűnnek el – ez annak a jele, hogy romlik a bőr rugalmassága és veszít a térfogatából. Az idő kerekét persze nem lehetséges megállítani, azonban számos módszer létezik a szépség és a fiatalos külső megőrzésére.

Köztudott, hogy a rendszeres sporttevékenység fitten és egészségesen tartja a szervezetet. Ugyanígy a bőr is feszebb és élénkebb marad, ha rendszeres "mozgással" stimuláljuk, oxigént és tápanyagokat juttatva a bőrsejtekbe. Ez határozta meg a célunkat a VisaCare Prestige kifejlesztésekor: hogy megalkossunk egy olyan bőrápoló készüléket mindennapi használatra, amely kezelni képes az öregedés legfeltűnőbb jellemzőjét – a feszségéből veszítő, fénytelen bőrt.



A VisaCare Prestige az otthona kényelmében is használható, hogy a bőre ragyogóbb legyen és feszebb érzetet nyújtson.

Készen áll az indulásra? Használja mindennap a VisaCare Prestige bőrápoló készüléket, és élvezze a valós, szemmel látható eredményeket!

## Hogy működik a Philips VisaCare Prestige

A Philips VisaCare Prestige kettős hatású Air-lift feszesítő és hámlasztó rendszer, mely egyszerre „csiszolja” és masszírozza a bőrét. A két különböző kezelőfej (feszesítő és élénkítő) eltérő intenzitással működik, hogy a bőre igényei szerint nyújtsanak öregedést gátló kezelést:

- Feszebb hatású bőr: A feszesítő kezelőfej a bőr mélyebb szöveteit stimulálja, ahol a kollagén képződik. Ez elősegíti a bőrsejtek képződését és vastagabbá válik a felhámréteg. Használja két alkalommal hetente.
- Fiatalos arcszín: Az élénkítő kezelőfej gyengéden eltávolítja az elhalt bőrsejtek legfelsőbb rétegét, ahol felgyűlik a melanin. Ez stimulálja a vérkeringést, hogy az arca fiatalos, rózsahalvány fénnel tündököljön nap mint nap. Használja mindennap.



## Általános leírás (1. ábra)

- 1 Szűrő
- 2 Csiszológymű
- 3 Élénkítő kezelőfej napi használatra
- 4 Feszítő kezelőfej
- 5 Be-/kikapcsoló gomb
- 6 Töltésjelző fény és „alacsony akkumulátorfeszültség” kijelző
- 7 Markolat
- 8 Levegőkimeneti nyílás
- 9 Töltőállvány
- 10 Kisméretű csatlakozódugasz
- 11 Adapter
  - Hordtáska (nincs a képen)
  - Tisztítókefe (nincs a képen)

## Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

## Veszély



- Tartsa szárazon az adaptert.



- Ne végezze a készülék töltését nedves helyen (pl. vízzel teli fürdőkád vagy úszómedence mellett).

## Vigyázat!



- Az akkumulátort kizárólag a készülékhez mellékelt lecsatlakoztatható tápegységgel (SSW-2600) töltsse.

- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességgel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismerettel rendelkező személyek (beleértve gyermekeket is) számára. A készüléket csak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy általa a készülék biztonságos használatára vonatkozóan adott felvilágosítás után használják.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket vagy az adaptert, ha azok sérültek vagy töröttek.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Az adapter transzformátort tartalmaz. Ne vágja le az adaptert a vezetékről, és ne szereljen rá másik csatlakozót, mert ez veszélyes.
- Ne használja a készüléket kádban vagy zuhany alatt.
- Ne használja a készüléket, ha a kezelőfej törött, repedt, sérült vagy koszos. Használat előtt mindig ellenőrizze a kezelőfejet. Ha bármilyen kétsége merülne fel, akkor cserélje ki a kezelőfejet.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében ne helyezzen fémtartalmú anyagot a kisméretű dugaszhoz tartozó csatlakozóaljzatba.



- A készülékben mágnes található. A mágneseket tartsa távol a szívritmus-szabályozót viselő személyektől. A szívritmus-szabályozót vagy egyéb beültetett eszközöket viselő személyeknek kerülniük kell a mágnesek közelségét. A mágnest tartalmazó készülékek használatához speciális orvosi szakvéleményt kell beszerezniük.

### **Figyelem!**

- A készüléket kizárólag az elhalt felső bőrréteg masszírozására és gyengéd eltávolítására használja a bőr normál megújulásának felgyorsítása céljából.
- A bőrirritáció elkerülése érdekében:
  - A készüléket ne használja napi egy alkalomnál gyakrabban.
  - A feszesítő kezelőfejet ne használja heti két alkalomnál gyakrabban.
  - Ne használja egyazon napon a feszesítő kezelőfejet és az élénkítő kezelőfejet is.
- Ne használja a készüléket bőrradírokkal, kémiai és mechanikus hámlasztókkal együtt, mert az a bőre és a készülék károsodását eredményezheti.
- A készüléket 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten töltsse, használja és tárolja.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez legalább 3 havonta töltsse fel teljesen a készüléket.

- A VisaCare Prestige javítja a krémek, arcpakolások és maszkok hatóanyagainak felszívódását. A megnövelt felszívódásnak köszönhetően negatív bőrreakció léphet fel. A Philips azt ajánlja, hogy a VisaCare Prestige használatának első 2-4 hetében ne váltson arckrémre. Ha a megadott időt követően új arckrémre kezd használni, először egy kisebb területen próbálja ki azt. Ne használja tovább a krémet, ha negatív reakciót tapasztal a VisaCare Prestige készülékkel kezelt bőrfelületen. A kezelés megkezdésekor, illetve két hét kihagyást követő újratekedésekor először használja az élénkítő kezelőfejet. Ezzel ismét hozzászoktathatja bőrét a kezeléshez.

## Ellenjavallatok és egyéb figyelmeztetések

- Az eszköz azzal a céllal készült, hogy képes legyen kezelni a feszségéből veszítő, fénytelen arcibőrt. A készülék elsődleges használati területe az arcibőr (kivéve a szem körüli területeket).

### Ne használja az eszközt:

- Ha a bőrén a kezelt területen fertőzés, nyílt seb, kiütés található, bőre érzékeny, leégett, gyulladt, ekcémás, pszoriázisban, rozáceaában, telangiectasában (hajszálértágulat) vagy aktív fertőzésben, így herpeszben, aknéban szenved.
- Ha a bőrén a kezelt területen nagyméretű anyajegye, tetoválása, tűzfoltja, tartós sminkje vagy egyéb bőrirritációja van.
- Ha a bőre az elmúlt két hét során kozmetikai beavatkozáson esett át, így kémiai vagy mechanikus hámlasztáson, lézeres felületplasztikán, frakcionális lézerkezelésen, mezoterápián, illetve bármely egyéb, bőrfeltöltő anyaggal történő kezelésen.
- Ha a bőrét befolyásoló gyógyszert szed, így szteroidokat és aknégyszert (Accutane, Isotretinoin vagy Roaccutane). Forduljon tanácsért az orvosához.
- Ha a bőrén szemölcsök találhatók; ne kísérelje meg eltüntetni azokat a készülék segítségével. Hatására a szemölcsök továbbterjedhetnek.
- Ha a bőre sebhelyes. Ez esetben kérje ki bőrgyógyász véleményét a készülék használata előtt.
- Más, aktív hámlasztó anyagot tartalmazó bőrápolóval együtt.

### Általános tanácsok

- Azt ajánljuk, hogy a kezeléseket követő legkevesebb 3 napon át legalább 30-as faktorszámú (SPF) napvédőt használjon a kezelt területeken.

- Feltétlenül kérje ki orvosa tanácsát a készülék használata előtt, ha jelentős bőrelváltozásban szenved (ideértve, de nem kizárólag a melanómát, basalsejtes karcinómát, aktinikus keratosist, melazmát, szisztémás lupus erythematosust (röviden lupus), porfíriát, koagulációs és kollagéneltérést, így keloid sebeket, nagyméretű sebeket vagy nem megfelelő sebgyógyulási kórelőzményeket).
- Amennyiben sokat szeretne napon tartózkodni (pl. nyaralás alkalmával), akkor azt ajánljuk, hogy azt megelőzően egy héttel már ne használja a feszesítő kezelőfejet, kizárólag csak az élénkítő kezelőfejet, és mindaddig tegyen is így, amíg sok napsütés fogja érni.

## Elektromágneses mezők (EMF)


Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

## Töltés


### A készülék töltése

Megjegyzés: A készülék részlegesen töltött akkumulátorral is használható. Ilyen esetben viszont nem lesz optimális a teljesítmény és az üzemidő.


Megjegyzés: A normál töltési folyamat kb. 8 órát vesz igénybe. A készülék teljesen feltöltött állapotban akár 30 perc vezeték nélküli használatot is biztosít.




- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Illessze a kis csatlakozódugót a töltőállványon levő aljzatba, majd a hálózati adaptert a fali aljzatba.



- 3 Tegye a készüléket a töltőállványra.



- A töltésjelző fény fehéren villog, ha a töltés folyamatban van.



- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző folyamatosan fehéren világít. Kb. 30 perc elteltével az energiatakarékosság érdekében a töltésjelző fény kialszik.

## Alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, a töltöttségjelző fény 4 másodperces ciklusokban sárgán villog használat közben, illetve a készülék kikapcsolása után is. Az akkumulátor töltöttsége ekkor még mindig elegendő egy 5 perc hosszúságú kezeléshez. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, a töltöttségjelző fény pedig sárgán villog nagy gyorsasággal.

## Előkészítés a használatra

A VisaCare Prestige használata előtt mossa meg mindig az arcát. Igény szerint a készülék száraz és nedves arcbőrön is használható.

Megjegyzés: A készülék száraz bőrön, illetve vízzel megnedvesített bőrön való használatra készült. Ne használja együtt arcmaszkkal, (dörzsölő) krémmel vagy más hasonló termékkel, mivel ezek eltömíthetik a készüléket.

## Nedves használat



A készülék nedves bőrön is használható. Használat előtt nyugodtan megnedvesítheti vízzel a bőrét. Próbálja ki, hogy nedves vagy száraz bőrön kellemesebb-e a készülék használata. A bőre mindkét esetben ugyanúgy feszesebbé fog válni, azonban a készülék kezelőfeje könnyebben siklik nedves bőrön, így ez a fajta használat kellemesebb és gyengédebb lehet.

A készülék csak megtisztított bőrön használható. A készülék optimális teljesítménye és hosszabb élettartama érdekében ügyeljen arra, hogy alaposan megmossa az arcát a szappanozást vagy más arctisztító termék használatát követően.



Tipp: Ha a bőre megszáradna kezelés közben, akkor nedvesítse meg nyugodtan, hogy a készülék kezelőfeje ismét könnyebben csúszhasson rajta.



### **Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket kádban vagy zuhany alatt.**

A VisaCare Prestige nedves bőrön való optimális használata érdekében a készüléket intelligens védelmi rendszerrel láttuk el, amely akkor aktiválódik, ha túl sok víz kerül a belsejébe. Ilyen esetben a készülék szaggatott, zümmögő hangot ad ki magából, amíg a feltételek ismét megfelelőek nem lesznek a nedves bőrön való további használatra. Ez a működés teljesen normális és elengedhetetlen ahhoz, hogy a készülék használható legyen nedves bőrön. Ez semmilyen hatással sincsen sem a bőrre, sem a készülékre.

Amikor nedves arcon használja a készüléket, akkor a készülék alján lévő hálózati csatlakozónál víz csepeghet. Ez természetes jelenség, nem jelent veszélyt.

## A készülék használata

**Figyelmeztetés: Használat előtt mindig ellenőrizze kezelőfejét, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ha a kezelőfej sérült, akkor cserélje ki! Ne használjon sérült kezelőfejet, mert az sérüléshez vezethet.**


**Figyelmeztetés: A készülékkel ne menjen rá nagyobb anyajegyekre, tetoválásokra, tűzfoltokra és a tartós sminkre.**


## Használat első alkalommal

### **Bőrteszt**


Mielőtt első alkalommal használná arcán a készüléket, javasoljuk, hogy előtte próbálja ki a kezelőfej hatását az alkarjának belső részén.

- 1 Helyezze az élénkítő kezelőfejet a nyelv végére.






2 Nedves használathoz: nedvesítse meg az alkarjának belső részét.



3 A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.




4 Haladjon végig az alkarjának belső részén, majd várjon körülbelül egy órát.

Ha az esetleges bőrreakciók egy órán belül elmúlnak, akkor biztonsággal használhatja az adott kezelőfejet az arcbőrére.

### Első használat az arcon


Megjegyzés: Amikor első alkalommal használja a készüléket, akkor az élénkítő kezelőfej alkalmazását javasoljuk, és mindössze 2 alkalommal haladjon át a bőrfelületen. Ha már nem tapasztal bőrreakciót, és megszokta a bőre az eszköz használatát, akkor növelheti az áthaladások számát. Azonban sose haladjon át a bőrfelületen több mint 4 alkalommal az élénkítő kezelőfejjel, illetve több mint 6 alkalommal a feszesítő kezelőfejjel.



1 Helyezze az élénkítő kezelőfejet a nyél végére.



2 Nedves használathoz: nedvesítse be az arcbőrt.



3 A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.



4 Érintse a kezelőfejet az orcájához, hogy érezze a szívóhatást.

Ügyeljen arra, hogy a kezelőfej mindig a teljes felületén érintkezzen a bőrével. Azonban ne nyomja túl erősen a bőréhez a kezelőfejet.

5 Mozgassa gyengéden a kezelőfejet egyenes irányban felfelé a halántékáig, majd várjon körülbelül egy órát.


Ha az esetleges bőrreakciók egy órán belül elmúlnak, akkor biztonsággal használhatja az adott kezelőfejet a teljes arcbőrén (lásd: 'Általános használat').

## A megfelelő kezelőfej kiválasztása

A VisaCare Prestige készülékhez két különböző kezelőfej tartozik:

### - Élénkítő kezelőfej napi használatra


- 2-4 áthaladás a bőrfelületen
- Gyengéd bőrradírozás és masszázs
- Enyhe/gyengéd szívóhatás



Az élénkítő kezelőfej gyengéden eltávolítja az elhalt bőrsejtek legfelsőbb rétegét, ahol felgyűlik a melanin. Ez stimulálja a vérkeringést, hogy az arca fiatalos, rózsahalvány fénnel tündököljön nap mint nap.

### - Feszítő kezelőfej intenzívebb használatra két alkalommal hetente

- legsűrűbb használat: 2 alkalommal hetente
- 4-6 áthaladás a bőrfelületen (kezdjen 2-4 áthaladással)
- intenzívebb bőrradírozás és masszázs
- erősebb szívóhatás



A feszítő kezelőfej a bőr mélyebb szöveteit stimulálja, ahol a kollagén képződik. Ez elősegíti a bőrsejtek képződését és vastagabbá válik a felhár réteg, így lágyabbá és rugalmasabbá válik az arc bőr.

Első alkalommal az élénkítő kezelőfej alkalmazását javasoljuk, hogy lássa, hogyan reagál a bőre. Ha a bőre jól reagált az élénkítő kezelőfejre, akkor kipróbálhatja a feszítő kezelőfejet.

Tipp: Az optimális hatás elérése érdekében használja heti két alkalommal a feszítő kezelőfejet, a többi napon pedig használja az élénkítő kezelőfejet. Vagyis használja mindennap az élénkítő kezelőfejet, kivéve azt a két napot, amikor a feszítő kezelőfejet alkalmazza. Példa a heti használat beosztására:

Nap

Használt kezelőfej

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Hétfő     | Élénkítő kezelőfej |
| Kedd      | Élénkítő kezelőfej |
| Szerda    | Feszítő kezelőfej  |
| Csütörtök | Élénkítő kezelőfej |
| Péntek    | Élénkítő kezelőfej |
| Szombat   | Élénkítő kezelőfej |
| Vasárnap  | Feszítő kezelőfej  |

**Figyelmeztetés:** Ne alkalmazzon kezelést mindkét kezelőfejjel ugyanazon a napon, mert az bőrritációt okozhat. Miután elvégezte a kezelést az egyik kezelőfejjel, várjon legalább másnapig, mielőtt ismét kezelést végezne a másik kezelőfejjel.


**Figyelmeztetés:** Ne használja a feszítő kezelőfejet egy hétig, ha utána erős napsütésnek lesz kitéve a bőre (például nyaralni megy). Ha itt a nyár, akkor azt javasoljuk, hogy annak végéig használja csakis az élénkítő kezelőfejet.

## Általános használat

**Megjegyzés:** A maximális hatás érdekében használja a készüléket mindennap. Ne használja ennél gyakrabban a készüléket, mert az bőrritációt okozhat.

**Figyelmeztetés:** Ha úgy gondolja, hogy sérülés érthette a készüléket (például leejtést vagy ütést követően), akkor ellenőrizze alaposan a kezelőfejet. Ha a kezelőfej sérült, akkor cserélje ki! Ne használjon sérült kezelőfejet, mert az sérüléshez vezethet.

**Tipp:** Javasoljuk a készülék éjszakai használatát, hogy az esetleges bőrreakciók ne látszódnak napközben. Az enyhe bőrpír és a meleg, bizsergető érzés teljesen normális, és 1 órán belül elmúlik.




**1** Helyezze fel a készülékre a kívánt kezelőfejet.

**Megjegyzés:** Ne használja a készüléket a kezelőfej nélkül, mert az nem tesz jót a bőrnek, és nem kívánt bőrreakciót válthat ki.



**2** Nedves használathoz: nedvesítse be a bőrét.



**3** A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.



**4** Érintse a kezelőfejet az állához, hogy érezze a szívóhatást. Ügyeljen arra, hogy a kezelőfej mindig a teljes felületén érintkezzen a bőrével. Azonban ne nyomja túl erősen a bőréhez a kezelőfejet.

**5** Óvatosan mozgassa egyenes vonalban a kezelőfejet. Tekintse meg az első illusztrációt a készülék használatáról az arc különböző területein. Az oldal a hátsó borító mögül hajtható ki.

Megjegyzés: Azt követően, hogy a bőrére helyezte, ne tartsa a kezelőfejet egy helyben.



Tipp: A másik kezével feszítse ki és tartsa meg a bőrét, és mozgassa a készüléket a kezétől távolodva. Ezzel egyszerűbben elérheti a megfelelő szívóhatást, elsősorban a halánték és az orcák területén.

**6** A készülék használatát kezdje az állán, majd haladjon az orcák, a homlok, az orr és a halánték irányába. Ügyeljen arra, hogy az arcának minden területét kezelje. Tekintse meg a hátsó borító mögül kihajtható oldalon az arc területeinek illusztrációját.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket a szem körülötte területeken, mert ott a bőr vékony és érzékeny. A szem oldalán levő finom vonalak kezelésekor a másik keze egyik ujját helyezze a szemhéja sarkába, és a készüléket az ujjától távolodva mozgassa.

**7** A választott kezelőfej típusától és az arcának állapotától függően döntse el, hogy hány alkalommal haladjon át az egyes területeken:

- Első alkalommal: haladjon át 1 vagy 2 alkalommal minden területen a napi használatra való kezelőfejjel.
- Néhány alkalom után: haladjon át 3 vagy 4 alkalommal minden területen a napi használatra való kezelőfejjel, vagy haladjon át 2 alkalommal a normál kezelőfejjel.
- Az optimális hatás érdekében: haladjon át 4 alkalommal minden területen a napi használatra való kezelőfejjel, vagy haladjon át 6 alkalommal a normál kezelőfejjel.

- 8 Ha minden terület kezelésével végezett, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához. Egy teljes kezelés általában nem tart tovább 5 percnél.
- 9 A kezelések során és azt követően érezni fogja az Air Lift System™ stimuláló masszírozó hatását, amely felpozsztítja a vérkeringést.

Tipp: Azokon a területeken, ahol nehezebb a teljes kezelőfejet a bőrfelülethez illeszteni, mint például a homlokon, érdemes lehet másképpen tartani a készüléket. Kísérletezzen függőleges és vízszintes mozdulatokkal is, hogy megtalálja a legkényelmesebb módját, ahogy biztosítható a teljes illeszkedés a bőrfelülettel. Alternatív megoldásként tartsa nyugodalomban a kezét, és a fejét mozgassa inkább.

## A kezelés után

A kezelés után használjon bőrtápláló maszkot, hidratáló készítményt, esetleg nappali vagy éjszakai arckrémot. Azt ajánljuk, hogy a kezeléseket követő legkevesebb 3 napon át legalább 30-as faktorszámú (SPF) napvédőt használjon.

**Figyelmeztetés: vegye figyelembe a következőket a készülék használatát követő 3 napon:**

- Ne alkalmazzon más, mechanikus vagy kémiai bőrradírozó módszert.
- Ne alkalmazzon elektrolízises kezelést, arcwaxolást vagy szőrtelenítő készítményeket.


Sminket a kezelés után közvetlenül is alkalmazhat.

## Tisztítás és karbantartás




**Figyelmeztetés: Ne merítse vízbe a készüléket.**

**Figyelmeztetés: A markolat vagy a kezelőfejek tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. benzint vagy acetont).**

Megjegyzés: Higiéniai okokból tisztítsa meg a kezelőfejet minden használat után, így elkerülhető a szűrő eltömődése. Csak mosogatószeres víz vagy alkoholos oldat (legfeljebb 70%) használható a kezelőfej tisztításához.



- 1 Kapcsolja ki a készüléket.



**2** Vegye le a készülékről a kezelőfejet.

**3** Tisztítsa meg forró vízzel (max. 70 °C) és némi mosogatószerrel a kezelőfejet, majd öblítse le a csap alatt.

Tipp: A tisztítókefét is használhatja a kezelőfej tisztítására.

Tipp: Ha elkoszolódott a bőrradírozó gyűrű, akkor áztassa 5-10 percig meleg mosószeres vízben vagy alkoholos oldatban.

Megjegyzés: A szűrő tisztításakor tartsa a kezelőfejet fejjel lefelé, hogy a szűrőben levő szennyeződés kifolyhasson.

**4** Törölje szárazra a kezelőfejet szöszmentes kendővel vagy hagyja a levegőn megszáradni. Ha már megszáradt, helyezze vissza a nyél végére.

**5** Mossa el a nyelet a csapvíz alatt (max. 40 °C).

Megjegyzés: A nyél csak vízzel tisztítható.

**6** Törölje szárazra a nyelet egy száraz ruhával.

**7** A töltőegységet nedves ruhával tisztítsa.

Vigyázat: Tartsa szárazon az adaptert és a töltőállványt. Ezeket ne merítse vízbe, és ne öblítse le a csap alatt.

## Tárolás

Tartsa a készüléket felhelyezett kezelőfejjel a töltőállványon vagy a táskában.

Tipp: Hagyja az általában használt kezelőfejet a készüléken, a másik kezelőfejet pedig tegye el a tokba, így könnyebben folytathatja a kezelési tervet.

Megjegyzés: A még nedves kezelőfejet ne tárolja a készüléken és a táskában.

Megjegyzés: A nyél akár nedves állapotban is nyugodtan elhelyezhető a töltőállványban.

## Csere

Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy cserélje a feszesítő kezelőfejet hat hónap elteltével (SC6891, a kezelőfej belsején „2x/week”

felirattal), az élénkítő kezelőfejet pedig kéthavonta SC6895, a kezelőfej belsején „Daily” felirattal) – vagy szükség esetén korábban, ha a dörzshatású szerkezet sérült vagy deformálódott. Új (csere-) kezelőfejeket a Philips weboldalán vásárolhat.

## Tartozékok rendelése

Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához látogasson el a **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** weboldalra vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Fordulhat az országában működő Philips vevőszolgálathoz is (az elérhetőségi információkat megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen).

## Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).




- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási hulladékként kezelni (2006/66/EK). Kérjük, hogy vigye el a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és egyszer használatos elemek külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

## Az akkumulátor eltávolítása


**Az akkumulátorokat csak akkor távolítsa el, ha leselejtezi a készüléket. Az akkumulátorok eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzatból, és hogy az akkumulátorok teljesen lemerültek-e.**

**Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, amikor szerszámot használ a készülék szétnyitásához, és akkor is, amikor kidobja az akkumulátort.**





- 1 Szerelje le a készülék elején és hátulján lévő panelt egy csavarhúzó segítségével, majd vegye ki a készülék belső keretét.



- 2 Csavarhúzóval vegye le a kapcsokat a belső részről.  
3 Távolítsa el az elektronikát a belső keretről (1) és válassza le a tölthető akkumulátort (2).

## Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.

## Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálatához.

| Probléma                                               | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem tudom, hogy a készüléket használhatom-e a bőrömön. | Próbálja ki, hogy alkalmas-e a bőre (lásd: 'Ellenjavallatok és egyéb figyelmeztetések') a készülék használatára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A készülék nem tölt.                                   | Ügyeljen arra, hogy legyen feszültség a konnektorban, amelyhez a készüléket csatlakoztatta. Ellenőrizze, hogy az adapteren feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e a készüléket az állványba. Ha fürdőszobában lévő aljzatot használ, előfordulhat, hogy az aljzat bekapcsolásához fel kell gyújtania a villanyt. Ha a készülék továbbra sem tölt vagy a jelzőfény nem világít, akkor forduljon az országa Philips vevőszolgálatához. |

| Probléma                                                                                                              | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik.                                                                                               | Töltse fel a készüléket a felhasználói útmutató alapján. Ellenőrizze, hogy nincs-e feszültségkimaradás, és van-e feszültség a fali aljzatban. Ellenőrizze, hogy világít-e a készüléken a töltéjelző fény, ilyenkor a készülék töltése folyamatban van. Győződjön meg arról, hogy megfelelően nyomta-e meg a be- és kikapcsoló gombot. Ha a készülék továbbra sem működik, akkor forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A készülék töltés közben nem működik.                                                                                 | Ez a biztonsága érdekében van így. A készülék töltés közben nem működik. Egy ötperces kezeléshez nagyjából egy órán át kell tölteni a készüléket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A bőröm reagál a készülékkel végzett kezelésre.                                                                       | Közvetlenül a kezelés után enyhe bőrpír alakulhat ki. Előfordulhat, hogy melegséget és bizsergést érez a kezelés közben. Az említett tünetek jellemzően néhány percen belül elmúlnak, és normál esetben nem kellemetlenek. Előfordulhat, hogy bőre száraz vagy húzódik, a bőrpír vagy duzzanat elhúzódik. Ebben az esetben lehet, hogy túl keményen nyomta rá a készüléket az arcára, vagy egyazon területet túl sokszor kezelte. Próbáljon meg a következő kezelés során kisebb nyomást kifejteni, illetve kevesebbszer kezelje egyazon területet. Ritka esetben előfordulhat, hogy a készülék használata zúzódást vagy hólyagot, illetve pigmentelváltozást eredményez. A bőrreakciók egy héten belül eltűnnek, a pigmentelváltozások néhány héten vagy néhány hónapon belül csökkennek. A lehetséges mellékhatások elkerüléséhez a kezelést követően használjon napvédőt tartalmazó nappali krémet vagy napvédőt. Ezzel megelőzheti a leégést. A készülék alkalmazása a felhasználói kézikönyvben bemutatott használat esetén ellenőrzött és biztonságos. A gyógyszerek, termékek és lehetséges mellékhatások eltérően érintik az egyes személyeket. Minden esetben fennáll a lehetősége ritka vagy korábban nem ismert mellékhatások fellépésének a készülék használata során. Amennyiben a készülék használata során a felsoroltaktól eltérő mellékhatásokat tapasztal, kérjük, forduljon a Philips vevőszolgálatához. |
| Nehéz a készüléket a bőrömnön végighúzni/nem érzem a szívóhatást/az eredmény nem közelíti meg a megelőző kezeléseket. | Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szűrő. A kezelőfejet a csap alatt leöblítve tisztíthatja. Ha elkoszolódott a bőrradírozó gyűrű, akkor áztassa 5-10 percg meleg mosószeres vízben. A tisztítókefét is használhatja a tisztításra. A szűrő tisztításakor tartsa a kezelőfejet fejjel lefelé, hogy a szűrőben levő szennyeződés kifolyhasson. Törölje szárazra a kezelőfejet szőszmentes kendővel vagy hagyja a levegőn megszáradni. Ellenőrizze, érzi-e a készülék által kifejtett szívóhatást a kezelőfej levételekor: vegye le a fejet, és kapcsolja be a készüléket. Ha ráhelyezi az ujját a nyílásra, éreznie kell a szívóhatást. Ha nem érzi a szívóhatást, akkor előfordulhat, hogy a készülék tönkrement. Forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nehéz fenntartani a szívóhatást a homlokomon.                                                                         | Próbáljon meg változtatni a készülék tartásán, hogy megtalálja a kezelőfej megfelelő szögét a homlokához viszonyítva a legmegfelelőbb bőrkontaktus eléréséhez. Mindig lassan mozgassa a készüléket a homlokán. Alternatív megoldásként tartsa nyugodalomban a kezét, és a fejét mozgassa inkább.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Probléma                                                                                  | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem tudom, mikor kezdem el használni a feszesítő kezelőfejet.                             | Amikor már nem tapasztal mellékhatásokat az élénkítő kezelőfej használata során, megpróbálkozhat a feszesítő kezelőfej alkalmazásával. Ne feledje, hogy az új kezelőfej első használatakor újfajta bőrreakciót tapasztalhat. Hagyjon időt a bőrének, hogy hozzászokjon az új kezelőfejhez.                                                                                                          |
| Kombinálhatom napozással a VisaCare Prestige használatát?                                 | Amennyiben sokat szeretne napon tartózkodni (pl. nyaralás alkalmával), akkor azt ajánljuk, hogy azt megelőzően egy héttel már ne használja a feszesítő kezelőfejet és mindaddig tegyen is így, amíg sok napsütés fogja érni. Az élénkítő kezelőfejet továbbra is használhatja. Azt ajánljuk, hogy a kezeléseket követő legkevesebb 3 napon át legalább 30-as faktorszámú (SPF) napvédőt használjon. |
| A bőröm még mindig érzékeny a legutóbbi kezelés óta. Folytathatom a következő kezeléssel? | Ha a legutóbbi kezelés több mint 2 napja történt, akkor ismét használható a VisaCare Prestige. Azonban haladjon át kevesebbszer a bőrfelületeken. Kerülje áthaladáskor az átfedéseket.                                                                                                                                                                                                              |

| 部件名称                                              | 有害物质   |        |        |              |            |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
|                                                   | 铅 (Pb) | 铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) |
| 转换插头                                              | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 适配器 印刷的电路板                                        | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 充电站的金属触点                                          | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。                           |        |        |        |              |            |
| ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  |        |        |        |              |            |
| ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 |        |        |        |              |            |

## Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Čo je VisaCare Prestige a ako môže pomôcť vašej pokožke?

Keď je pleť mladá, rýchlo sa obnovuje, je pevná, elastická a žiarivá. Časom sa jej metabolizmus spomaľuje. Napríklad pomalšie miznú ranné stopy po preležaní počas spánku, čo je známkou toho, že pokožka stráca elasticitu a objem. Čas nemožno zastaviť, no existujú možnosti, ako si dlhšie zachovať krásu a mladistvý vzhľad.

Každý vie, že pravidelným cvičením si možno udržať zdravé a pevné telo. Takmer rovnakým spôsobom možno posilniť a rozžiariť pleť, ak jej doprajeme povzbudzujúci tréning, ktorý bunky pokožky obohatí o kyslík a výživné látky. Preto sme vyvinuli zariadenie VisaCare Prestige. Je určené na denné precvičovanie tváre, ktorým možno bojovať proti hlavným znakom starnutia: strate pevnosti a povádnutej pleti.


Zariadenie VisaCare Prestige môžete používať v pohodlí domova a tešiť sa z pocitu pevnejšej a žiarivejšej pleti.

Môžeme začať? Používajte VisaCare Prestige doma každý deň a užívajte si skutočne viditeľné výsledky.


## Ako Philips VisaCare Prestige funguje

Philips VisaCare Prestige prináša systém DualAction Air Lift & Exfoliation, ktorý počas exfoliácie pokožku súčasne masíruje. Dve prispôsobené nástavce (spevňujúci a rozjasňujúci nástavec) pracujú s rôznou intenzitou a pôsobia proti konkrétnym príznakom starnutia pokožky.

- **Pocit pevnejšej pleti:** Spevňujúci nástavec stimuluje hlbšiu vrstvu pokožky, v ktorej sa produkuje kolagén. Pomáha tak pokožke produkovať vyšší počet kožných buniek a posilniť vrchnú vrstvu pokožky. Používajte ju dvakrát do týždňa.



- **Mladistvý vzhľad:** Rozjasňujúci nástavec jemne odstraňuje vrchnú vrstvu odumretých buniek pokožky, v ktorej sa nahromaďuje melanín. Stimuluje krvný obeh a pomáha tak zachovať mladistvý a zdravý vzhľad pleti. Používajte ju každý deň.



## Opis zariadenia (obr. 1)

- 1 Filter
  - 2 Exfoliačný krúžok
  - 3 Rozjasňujúca hlavica na každodenné používanie
  - 4 Spevňujúca hlavica
  - 5 Vypínač
  - 6 Kontrolné svetlo nabíjania a indikátor „takmer vybité batérie“
  - 7 Rukoväť
  - 8 Výstup vzduchu
  - 9 Nabíjací podstavec
  - 10 Malá koncovka
  - 11 Adaptér
- Puzdro (nie je zobrazené)
  - Čistiaca kefka (nie je zobrazené)

## Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre prípad potreby.

## Nebezpečenstvo



- Adaptér udržiavajte v suchu.



- Zariadenie nenabíjajte vo vlhkom prostredí (napr. v blízkosti plnej vane, tečúcej sprchy alebo bazéna).

## Varovanie



- Na nabíjanie batérie používajte iba odpojitelnú napájaciu jednotku (SSW-2600), ktorá sa dodáva so zariadením.

- Zariadenie nie je vhodné pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o jeho bezpečnom používaní.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Zariadenie ani adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené alebo zlomené, aby nedošlo k poraneniam.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste tým mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Zariadenie nepoužívajte v sprche ani vo vani.
- Ak je nástavec zlomený, prasknutý, poškodený alebo znečistený, zariadenie nepoužívajte. Pred každým použitím nástavec skontrolujte. V prípade pochybností nástavec vymeňte.
- Do zásuvky na pripojenie malej koncovky napájania zariadenia nevkladajte predmety obsahujúce kovy, aby nedošlo k skratu.



- Zariadenie obsahuje magnet. Dbajte na to, aby sa magnety nedostali do blízkosti kardiostimulátorov. Osoby s implantovanými kardiostimulátormi alebo inými zariadeniami nesmú prísť do tesnej blízkosti s magnetmi. V prípade takýchto osôb je pred manipuláciou alebo kontaktom s magnetmi potrebné poradiť sa s lekárom.

## Výstraha

- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako je masáž a jemné odstraňovanie vrchnej vrstvy odumretých buniek pokožky na urýchlenie regenerácie pleti.
- Ak chcete predísť podráždeniu pleti:
  - Zariadenie nepoužívajte viac ako raz denne.
  - Spevňujúci nástavec nepoužívajte viac ako dvakrát za týždeň.
  - Nepoužívajte v ten istý deň spevňujúci a rozjasňujúci nástavec.
- Zariadenie nepoužívajte v kombinácii s (peelingovými) krémami alebo chemickými či mechanickými peelingami, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia i pleti.
- Zariadenie nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
- Zariadenie úplne nabite aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zachovali životnosť batérie.
- VisaCare Prestige zlepšuje vstrebávanie krémov a masiek na tvár. Vzhľadom na zvýšenú absorpciu môže dôjsť k negatívnej reakcii pleti. Preto odporúčame v priebehu prvých dvoch až štyroch týždňov používania VisaCare Prestige nemeniť používaný krém. Ak po uplynutí tejto doby začnete používať nový krém, najprv ho vyskúšajte na malej ploche pleti. Ak po použití nového krému pleti ošetrená zariadením VisaCare Prestige reaguje podráždením, krém nepoužívajte. Pri prvých ošetreniach alebo pri opätovnom ošetrení po viac ako 2 týždňoch začnite s rozjasňujúcim nástavcom. Plet' si tak lepšie navykne na zariadenie.

## Kontraindikácie a ďalšie varovania

- Zariadenie bolo vyvinuté na ošetrovanie unavenej a ochabnutej pleti tváre. Je určené na starostlivosť o pokožku tváre (okrem oblastí pod a nad očami).

### Toto zariadenie nepoužívajte:

- Ak máte v oblastiach, ktoré chcete ošetrovať, kožné infekcie, otvorené rany, vyrážky, popáleniny, spálenie od slnka, zápal, ekzém, psoriázu, ružienku, teleangiektáziu (kuperózu alebo rozšírenie kapilár), citlivú pokožku alebo aktívne infekcie ako herpes alebo akné.
- Ak máte v oblasti, ktorú chcete ošetrovať, veľké materské znamienka, tetovania, škvrny na koži, permanentný make-up alebo podráždenú pokožku.
- Ak ste za posledné dva týždne podstúpili kozmetickú procedúru, ako napríklad chemický a mechanický peeling, ošetrovanie laserom, frakčným laserom, mezoterapiu alebo iný druh ošetrovania pokožky.
- Ak užívate lieky, ktoré môžu mať vplyv na pokožku, ako napríklad steroidy alebo lieky proti akné (Accutane, Isotretinoin alebo Roaccutane). Poradte sa s lekárom.
- Ak máte bradavice, nepokúšajte sa ich odstrániť pomocou tohto zariadenia. Mohli by sa rozšíriť.
- Ak máte jazvy, skôr ako začnete používať toto zariadenie, poradte sa so svojím lekárom alebo dermatológom.
- V kombinácii s akýmkoľvek iným domácim systémom na starostlivosť o pokožku, ktorý obsahuje aktívne peelingové suroviny.

### Všeobecné odporúčania

- Po každom ošetrení sa na ošetrované oblasti aspoň 3 dni odporúča používať opalovací krém minimálne s ochranným faktorom (SPF) 30.
- Ak máte závažné problémy s pokožkou (napríklad melanóm, bazocelulárny karcinóm, keratózu zo žiarenia, melazmu, systémový lupus erythematosus, porfýriu, poruchu zrážanlivosti a problémy s kolagénom, napr. tvorbou keloidných rán, tvorbou jaziev alebo zlým hojením rán v minulosti), poradte sa pred použitím zariadenia so svojím lekárom.
- Ak plánujete byť na slnku (napr. cez letnú dovolenku), odporúčame týždeň pred dovolenkou a na dobu, kedy sa budete vystavovať slnku, prerušiť používanie spevňujúcej hlavice a používať len rozjasňujúci nástavec.

## Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.




# Nabíjanie

## Nabíjanie zariadenia


Poznámka: Zariadenie môžete používať skôr, ako sa batéria úplne nabije. Jeho výkon a prevádzkový čas však v takomto prípade nemusia byť optimálne.

Poznámka: Nabíjanie zvyčajne trvá približne 8 hodín. Keď je zariadenie úplne nabité, môžete ho používať až 30 minút bez pripojenia do siete.


- 1 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- 2 Malú koncovku pripojte do konektora na zariadení a adaptér do elektrickej zásuvky.




- 3 Zariadenie postavte do nabíjacieho podstavca.



- Blikajúci biely svetelný indikátor nabíjania signalizuje, že sa zariadenie nabíja.



- Keď je batéria úplne nabitá, kontrolné svetlo nabíjania sa rozsvieti na bielo. Po približne 30 minútach kontrolné svetlo nabíjania zhasne, aby sa šetrila energia.



## Indikátor „takmer vybitej batérie“

Keď je batéria takmer vybitá, kontrolné svetlo nabíjania bliká 4 sekundy na žltlo počas používania aj po vypnutí zariadenia. Batéria obsahuje dostatočné množstvo energie na úplné 5-minútové ošetrovanie. Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa automaticky vypne a kontrolné svetlo nabíjania rýchlo bliká na žltlo.

## Príprava na použitie

Pred každým použitím zariadenia VisaCare Prestige si vyčistite tvár. Zariadenie možno používať nasucho i namokro.

**Poznámka:** Zariadenie je určené na ošetrovanie suchej alebo mokrej pleti tváre zvlhčenej vodou. Nepoužívajte ho v kombinácii s maskou na tvár, (peelingovým) krémom či podobnými produktmi, pretože môžu spôsobiť jeho upchatie.

## Ošetrovanie za mokra



Zariadenie je určené na ošetrovanie vlhkej pokožky. Pred jeho použitím môžete pokožku navlhčiť vodou. Sami sa rozhodnete, či chcete zariadenie použiť na vlhkej alebo suchej pokožke. Obidvoma spôsobmi použitia dosiahnete pocit pevnejšej pleti, ale po navlhčenej pleti sa hlavica ľahšie kľže, takže ošetrovanie je príjemnejšie.

Zariadenie možno používať iba na čistej pokožke. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon zariadenia a zabezpečiť jeho dlhšiu životnosť, po použití peny, čistiacich prípravkov alebo iných produktov starostlivosti o pleť si dôkladne umyte tvár.

**Tip:** Ak pleť vyschne ešte predtým, než ošetrovanie dokončíte, znova ju navlhčite, aby po nej hlavica ľahko kĺzala.



### **Varovanie: Zariadenie nepoužívajte v sprche ani vo vani.**

Aby zariadenie VisaCare Prestige fungovalo optimálne na mokrej pokožke, je vybavené inteligentným systémom, ktorý sa aktivuje, keď je v zariadení veľké množstvo vody. Preto môže zariadenie prerušovane vydávať bzučivý zvuk, kým sa nevytvoria optimálne podmienky a možno pokračovať v ošetrovaní vlhkej pleti. Ide o normálny jav, ktorý zaručuje, že zariadenie možno používať na mokrej pokožke. Nemá to žiadny vplyv na pokožku ani samotné zariadenie.

Počas používania zariadenia na vlhkej tvári môže z otvoru v jeho spodnej časti vytekať voda. Ide o bežný jav, ktorý nie je nebezpečný.

## Používanie zariadenia

**Varovanie:** Pred každým použitím skontrolujte, či nie je nástavec poškodená. Ak je hlavica poškodená, vymeňte ju. Poškodený nástavec nepoužívajte. Môže vám spôsobiť zranenie.


**Varovanie:** Zariadenie nepoužívajte na veľké materské znamienka, tetovania, oheň (nevus flammeus) a permanentný make-up.

### Prvé použitie


#### Kožný test

Pred prvým použitím zariadenia na tvári odporúčame hlavicu otestovať na vnútornej strane predlaktia.


- 1 Na rukoväť nasadíte rozjasňujúci nástavec.




- 2 Použitie za mokra: Navlhčíte si pokožku na vnútornej strane predlaktia.



- 3 Zariadenie zapnete stlačením vypínača.






- 4** Jedenkrát prejdite po vnútornej strane predlaktia a potom počkajte približne hodinu.

Ak sa prípadná reakcia pokožky do hodiny stratí, môžete hlavicu bezpečne používať na tvári.

### Prvé použitie na tvári

Poznámka: Pri prvom použití zariadenia odporúčame použiť rozjasňujúci nástavec a prejsť po pokožke len dvakrát. Ak už nedochádza k žiadnej reakcii pleti a pleť si na zariadenie navykla, môžete zvýšiť počet opakovaní. S rozjasňujúcou hlaviceou však nikdy neprechádzajte po pokožke viac ako 4-krát a so pleti a pleť viac ako 6-krát.


- 1** Na rukoväť nasadíte rozjasňujúcu hlavicu.



- 2** Použitie za mokra: Navlhčite si tvár.



- 3** Zariadenie zapnete stlačením vypínača.



- 4** Nástavec si priložte na tvár tak, aby ste cítili satie.


Nástavec musí byť stále v tesnom kontakte s pokožkou. Nepritláčajte ju však na povrch pokožky príliš silným tlakom.

- 5** Nástavcom prejdite rovným ťahom smerom k spánku a počkajte približne hodinu.

Ak sa prípadná reakcia pleti do hodiny stratí, môžete hlavicu bezpečne používať na celej tvári (pozrite 'Všeobecné informácie k používaniu').




## Výber správnej hlavice



Zariadenie VisaCare Prestige je vybavené dvoma nástavcami:

- Rozjasňujúci nástavec na každodenné používanie
  - 2 – 4 ťahy po ošetrovanej oblasti
  - jemná exfoliácia a masáž
  - mierny/jemný lifting

Rozjasňujúci nástavec jemne odstraňuje vrchnú vrstvu odumretých buniek pokožky, v ktorej sa nahromaďuje melanín. Stimuluje krvný obeh a pomáha tak zachovať mladistvý a zdravý vzhľad pleti.



- Spevňujúci nástavec na intenzívnejšie ošetrovanie dvakrát do týždňa
  - maximálny počet použití: 2-krát do týždňa
  - 4 – 6 ťahov po ošetrovanej oblasti (začnite s 2 – 4 ťahmi)
  - intenzívnejšia exfoliácia a masáž
  - intenzívnejší lifting

Spevňujúci nástavec použite na stimuláciu hlbšej vrstvy pokožky, v ktorej sa produkuje kolagén. Pomáha to produkovať vyšší počet kožných buniek a posilniť vrchnú vrstvu pokožky. Plet je pružná a elastická.

Pri prvom ošetrovaní pokožky odporúčame použiť rozjasňujúci nástavec, aby ste zistili, ako pokožka reaguje. Ak pokožka dobre znáša rozjasňujúci nástavec, môžete vyskúšať spevňujúcu hlavicu.

**Tip:** Na dosiahnutie optimálnych výsledkov možno používať Spevňujúci nástavec dvakrát do týždňa a rozjasňujúcu hlavicu po ostatné dni. To znamená, že rozjasňujúci nástavec môžete používať každý deň okrem dní, v ktoré použijete Spevňujúci nástavec. Pozrite si príklad týždenného plánu:

| Deň      | Používaná hlavica                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pondelok |  Rozjasňujúci nástavec |
| Utorok   |  Rozjasňujúci nástavec |
| Streda   |  Spevňujúci nástavec   |
| Štvrtok  |  Rozjasňujúci nástavec |
| Piatok   |  Rozjasňujúci nástavec |
| Sobota   |  Rozjasňujúci nástavec |
| Nedeľa   |  Spevňujúci nástavec   |

**Varovanie:** Nikdy nepoužívajte obe hlavice v ten istý deň, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky. Po použití jedného nástavca počkajte s použitím druhého nástavca do ďalšieho dňa.

**Varovanie:** Spevňujúci nástavec nepoužívajte týždeň pred nadmerným slnením (ak napríklad plánujete ísť na dovolenku).

**Počas leta odporúčame dočasne používať len rozjasňujúci nástavec.**

## Všeobecné informácie k používaniu


**Poznámka:** Ak chcete dosiahnuť maximálny účinok, používajte zariadenie každý deň. Nepoužívajte ho však častejšie, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky.

**Varovanie:** Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia (napríklad po páde alebo údere), dôkladne skontrolujte nástavec. Ak je hlavica poškodená, vymeňte ju. Poškodenú hlavicu nepoužívajte. Môže vám spôsobiť zranenie.

**Tip:** Zariadenie odporúčame používať večer, aby prípadné reakcie pleti nebolo cez deň vidno. Mierne začervenanie a pocit tepla spojený s jemným brnením sú bežné sprievodné javy, ktoré by mali do hodiny odznieť.

- 1 Na zariadenie nasadte požadovaný nástavec.


**Poznámka:** Zariadenie nepoužívajte bez nástavca. Pokožke to neprospieva a môže to spôsobiť neželanú reakciu.



- 2 Použitie za mokra: navlhčite pokožku.



- 3 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.





- 4 Nástavec si priložte na bradu tak, aby ste cítili satie. Nástavec musí byť stále v tesnom kontakte s pokožkou. Nepritláčajte ju však na povrch pokožky príliš silným tlakom.
- 5 Nástavec jemne pohybujte rovnými ťahmi. Pozrite si prvý obrázok v prílohe na zadnej strane tohto návodu, ktorý znázorňuje spôsob použitia zariadenia na tvári.

Poznámka: Po umiestnení nástavec na pokožku ju nedržte na jednom mieste.



Tip: Voľnou rukou môžete pokožku napnúť a pridržať. Zariadením pohybujte smerom od nej. Dosiahnete tak lepší sací výkon najmä na spánkoch a lícach.

- 6 Začnite na brade, potom prejdite na líca, čelo, nos a spánky. Nezabudnite ošetriť všetky časti tváre. Pozrite si obrázok znázorňujúci časti tváre na zadnej strane tohto návodu.

Varovanie: Zariadenie nepoužívajte na ošetrovanie pleti pod a nad očami, ktorá je tenká a citlivá. Keď ošetrujete jemné línie na bočnej strane oka, prstom druhej ruky si pridržite kútik očného viečka a zariadením pohybujte smerom od prsta.

- 7 Každou časťou tváre prechádzajte podľa toho, aký typ nástavec používate, a v závislosti od stavu pokožky:
  - Pri prvom použití: nástavec na denné používanie prejdite každú časť 1 alebo 2 razy.
  - Po niekoľkých použitíach: nástavec na denné používanie prejdite každú časť tváre 3- až 4-krát, hlavicou na bežné používanie 2-krát.
  - Na dosiahnutie optimálnych výsledkov: nástavec na denné používanie prejdite každú časť tváre 4-krát, hlavicou na bežné používanie 6-krát.
- 8 Po ošetrovaní všetkých častí tváre stlačením vypínača vypnite zariadenie. Kompletné ošetrovanie zvyčajne netrvá viac ako 5 minút.
- 9 Počas ošetrovania a po ňom systém Air Lift™ stimulujúcim masírovaním podporuje činnosť krvného obehu.

Tip: Na miestach, kde je ťažšie dosiahnuť úplný kontakt s pokožkou, napríklad na čele, skúste zariadenie uchopiť iným spôsobom. Vyskúšajte zvislé a vodorovné pohyby a pokúste sa nájsť pozíciu, v ktorej dosiahnete čo najlepší kontakt s pokožkou. Môžete tiež držať ruku bez pohybu a pohybovať hlavou.

## Po ošetroaní

Po ošetrovaní aplikujte na pleť vyživujúcu masku, hydratačný, denný alebo nočný krém. Po každom ošetrovaní sa na ošetrované oblasti aspoň 3 dni odporúča používať opaľovací krém minimálne s ochranným faktorom (SPF) 30.

**Varovanie: Tri dni po použití tohto zariadenia dbajte na tieto opatrenia:**

- Nepoužívajte mechanický ani chemický peeling.
- Nepodstupujte elektrolýzu, ošetrovanie voskom ani depilačné procedúry v oblasti tváre.


Make-up si môžete naniesť hneď po použití zariadenia.

## Čistenie a údržba


**Varovanie:** Zariadenie neponárajte do vody.

**Varovanie:** Na čistenie rukoväte a nástavec nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Poznámka: Z hygienických dôvodov čistite nástavec po každom použití. Zabráňte tak zaneseniu filtra. Na čistenie nástavca používajte len čistiaci prostriedok na riad alebo liehový roztok (max. 70 %).



1 Vypnite zariadenie.



2 Zo zariadenia vyberte nástavec.



3 Nástavec očistite čistiacim prostriedkom a opláchnite ju pod horúcou tečúcou vodou (max. 70 °C).


Tip: Hlavicu môžete čistiť pomocou čistiacej kefy.

Tip: Ak je znečistený exfoliačný krúžok, namočte hlavicu na 5 až 10 minút do horúcej vody s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo do liehového roztoku.

Poznámka: Filter nástavec čistite hore dnom, aby ste vypláchli všetky nečistoty, ktoré v ňom zostali.

4 Nástavec osušte čistou handričkou bez žmolkov alebo ju nechajte voľne vyschnúť. Keď vyschne, nasadte ju späť na rukoväť.





**5** Rukoväť umyte pod tečúcou vodou (max. 40 °C).

**Poznámka:** Rukoväť čistite len vodou.

**6** Osušte ju suchou tkaninou.

**7** Stojan očistite navlhčenou tkaninou.

**Nebezpečenstvo:** Adaptér a stojan na nabíjanie uchovávajte vždy v suchu. Nikdy ich neponárajte do vody ani nečistite pod tečúcou vodou.

## Skladovanie

Zariadenie s nasadeným nástavcom odkladajte do stojana na nabíjanie alebo do puzdra.

**Tip:** Nástavec, ktorú používate častejšie, nechajte nasadenú na rukoväti a druhú nástavec skladujte v puzdre. Pomôže vám to dodržiavať zvolený plán používania.

**Poznámka:** Mokrý nástavec nenasadzujte na zariadenie ani neodkladajte do puzdra.

**Poznámka:** Vlhkú rukoväť možno odložiť do stojana na nabíjanie, nie je to nebezpečné.

## Výmena

V záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov odporúčame spevňujúci nástavec (SC6891 s textom „2x/week“ vnútri nástavca) vymeniť každých šesť mesiacov a rozjasňujúci nástavec (SC6895 s textom „Daily“ na nástavci) každé dva mesiace (alebo skôr, ak je abrazívny povrch deformovaný či poškodený). Náhradné nástavce sú dostupné na našej webovej stránke.

## Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Môžete sa tiež obrátiť na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste).

## Recyklácia



- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).




- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú nemožno zlikvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (2006/66/ES). Výrobok odovzdajte na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku spoločnosti Philips, kde nabíjateľnú batériu odstráni odborník.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov, ako aj nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.


## Vybratie nabíjateľnej batérie

**Nabíjateľné batérie vyberte len vtedy, keď zariadenie vyhadzujete. Skôr než batérie vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batérie sú úplne vybité.**


**Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.**



- 1 Pomocou skrutkovača demontujte zadný a predný panel zariadenia a vyberte vnútornú časť zariadenia.



- 2 Z vnútornej časti pomocou skrutkovača odstráňte svorky.
- 3 Z vnútornej časti (1) vyberte elektroniku a odpojte nabíjateľnú batériu (2).



## Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** alebo si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.

## Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

| Problém                                                | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neviem, či môžem zariadenie používať na svoju pokožku. | Skontrolujte, či je zariadenie vhodné pre vašu pokožku (pozrite 'Kontraindikácie a ďalšie varovania').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zariadenie sa nenabíja.                                | Skontrolujte, či je zásuvka, ku ktorej pripájate zariadenie, pod prúdom. Skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v sieti. Skontrolujte, či ste zariadenie správne umiestnili do stojana. Ak používate zástrčku v kúpeľňovej skrinke, je možné, že zástrčka je pod prúdom, len ak je zapnuté osvetlenie. Ak sa svetelný indikátor na zariadení ani tak nerozsvieti alebo ak sa zariadenie stále nenabíja, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. |
| Zariadenie už nefunguje.                               | Zariadenie nabite podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Skontrolujte, či nie je prerušená dodávka elektrickej energie a či je zásuvka pod prúdom. Skontrolujte, či sa kontrolné svetlo nabíjania na zariadení rozsvieti a zariadenie sa nabíja. Uistite sa, či ste správne stlačili vypínač. Ak zariadenie stále nefunguje, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.                                                                                        |
| Zariadenie počas nabíjania nefunguje.                  | Idete o bezpečnostné opatrenie. Zariadenie nie je určené na používanie počas nabíjania. Na 5-minútové ošetrenie nechajte zariadenie nabíjať približne hodinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Problém                                                                                                     | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moja pokožka reaguje na ošetrovanie pomocou zariadenia.                                                     | Ošetrovanie pleti zariadením môže spôsobiť jej mierne začervenanie. Počas ošetrovania môžete cítiť teplo a jemné brnenie. Tento pocit zvyčajne ustúpi v priebehu niekoľkých minút a vo všeobecnosti je príjemný. Môže sa stať, že budete mať suchú alebo šupinatú pokožku, sčervenanie pokožky bude trvať dlhšie, prípadne môže pokožka opuchnúť. V takom prípade ste zrejme zariadenie tlačili na tvár príliš silno alebo ste danú oblasť ošetrovali príliš veľakrát. Snažte sa počas ďalšieho ošetrovania vyvíjať na zariadenie menší tlak a každú oblasť ošetrujte menejkrát. V ojedinelých prípadoch môže zariadenie spôsobiť vznik rán alebo pluzgierov, poškrabanie alebo zmenu pigmentácie. Takmer všetky kožné reakcie zmiznú v priebehu jedného týždňa, zmeny pigmentácie odznejú za niekoľko týždňov alebo mesiacov. Aby ste predišli možným vedľajším účinkom, použite po ošetroaní denný krém s ochranným faktorom alebo opalovací krém. Zabráňte tak spáleniu pokožky zo slnka. Zariadenie bolo testované, a ak sa používa podľa pokynov uvedených v tomto návode, jeho používanie je bezpečné. Lieky alebo výrobky a ich vedľajšie účinky môžu na používateľov vplývať rôzne. Vždy existuje možnosť, že pri použití tohto zariadenia alebo iného produktu dôjde k neobvyklým alebo doteraz neznámym vedľajším účinkom. Ak sa stretnete s vedľajším účinkom, ktorý nie je opísaný vyššie, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips. |
| Zariadenie sa ťažko kľže po pokožke/necitím satie/účinnok je slabší ako pri predchádzajúcich ošetrovaniach. | Skontrolujte, či nie je zanesený filter. Hlavicu opláchnite pod tečúcou vodou. Ak je znečistený exfoliačný krúžok, namočte hlavicu na 5 až 10 minút do horúcej vody s prídavkom čistiaceho prostriedku. Hlavicu môžete vyčistiť pomocou čistiacej kefky. Filter čistite hlavicom smerom nadol, aby ste vypláchli všetky nečistoty, ktoré v ňom zostali. Hlavicu osušte čistou handričkou bez žmolkov alebo ju nechajte voľne vyschnúť. Skontrolujte, či cítiť nasávanie zariadenia, keď je hlavica zložená: hlavicu odoberte zo zariadenia a potom zariadenie zapnite. Keď priložíte prst na otvor, mali by ste cítiť satie. Ak ho necítite, zariadenie môže byť pokazené. Obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mám problémy so satím na čele.                                                                              | Vyskúšajte rôzne spôsoby držania zariadenia, kým nenájdete ten správny uhol medzi hlavicom na ošetrovanie a čelom, aby ste vytvorili čo najlepší kontakt s pokožkou. Dbajte na pomalý pohyb zariadenia po čele. Môžete tiež skúsiť držať ruku bez pohnutia a pohybovať hlavou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neviem, kedy môžem začať používať spevňujúcu hlavicu.                                                       | Keď prestanete pociťovať vedľajšie účinky z používania rozjasňujúcej hlavice, môžete začať používať spevňujúcu hlavicu. Upozorňujeme, že pri prvom použití novej hlavice na ošetrovanie môže pokožka reagovať inak. Doprajte pokožke čas, aby si na novú hlavicu zvykla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Môžem používať zariadenie VisaCare Prestige a zároveň sa opalovať?                                          | Ak plánujete byť na slnku (napr. cez letnú dovolenku), odporúčame, aby ste týždeň pred dovolenkou a na dobu, kedy sa budete vystavovať slnku, prerušili používanie spevňujúcej hlavice. Rozjasňujúcu hlavicu môžete naďalej používať. Po každom ošetroaní sa na ošetrované oblasti aspoň 3 dni odporúča používať opalovací krém minimálne s ochranným faktorom (SPF) 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Problém**

Moja pleť je od posledného ošetrovania stále citlivá. Môžem začať s novým ošetrovaním?

**Riešenie**

Ak ste zariadenie VisaCare Prestige použili naposledy pred dvoma dňami alebo ešte skôr, môžete ho znova použiť. Odporúčame dávať pozor na počet prejení. Jednotlivé ťahy po pokožke by sa nemali prekryvať.

| 部件名称                                                                                                                                            | 有害物质   |        |        |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                 | 铅 (Pb) | 铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) |
| 转换插头                                                                                                                                            | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 适配器 印刷的电路板                                                                                                                                      | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| 充电站的金属触点                                                                                                                                        | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          |
| <p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。</p> |        |        |        |              |            |













© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
4222.100.7420.2