













© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.100.7449.2 (6/9/2018)



>75% recycled paper
>75% papier recyclé





English

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Brush head
- 3 Connection pin
- 4 On/off button
- 5 Battery low indicator
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 Anti-roll ridge
- 9 Supply unit (adapter)
- 10 Charging light
- 11 Small plug
- 12 Bottom cap

Note: Brush heads may differ depending on the VisaPure type.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the supply unit away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the supply unit in water or any other liquid. After cleaning, make sure the supply unit is completely dry before you connect it to the wall socket.
- Keep the supply unit dry.

Warning

- For the purpose of recharging the battery, only use the detachable supply unit (A00390) provided with the appliance (see symbol).



- Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged or broken to avoid injuries.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is NOT a toy. Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.

Caution

- This appliance is intended for cleansing the face, excluding the sensitive area around the eyes. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not use the appliance more than twice a day.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance with other people.
- Do not clean the appliance with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C/104°F).
- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C/50°F and 40°C/104°F.
- Do not use the appliance on chapped skin, after eye surgery, open wounds or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- If you wear piercings on your face, remove the piercings before you use the appliance or make sure that you do not use the appliance on or near the piercing.
- If you wear jewelry or glasses, take them off before you use the appliance or make sure you do not use the appliance on or near the jewelry or glasses.
- Do not use the appliance with self-made cleansers or cleansers containing harsh chemicals or rough particles.
- If you have sensitive skin or experience skin irritation after using the appliance with the normal brush head, we advise you to switch to the sensitive brush head.
- VisaPure cleanses your skin deeply and stimulates blood circulation. If your skin is used to the treatment, you may experience slight skin reactions like redness or skin tightness on occasion. If your skin is not used to the treatment, these reactions may be stronger and can last longer, but should disappear after some hours. To reduce these skin reactions, you can shorten the treatment time, reduce the treatment frequency and/or apply less pressure on the skin during treatment. After 2 weeks of daily usage, your skin should have adapted to treatment with VisaPure. However, if you still experience strong skin reactions after 2 weeks of daily usage, we advise you to stop using VisaPure and give your skin some time to recover. You can continue your treatment once the skin reactions have disappeared, using reduced treatment time and frequency. If the strong skin reactions reoccur, we advise you to contact your doctor.
- We advise you to not cleanse your skin longer than 1 minute at a time, to prevent overtreatment.
- Use a hairband or hair clips to avoid your hair getting caught in the rotating parts.

General

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you can reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- The appliance cannot be used directly from the wall socket.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer lifetime for the appliance.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Introduction

Thank you for choosing to buy Philips VisaPure Essential Mini. Before you get started, we hope you will register your product at www.philips.com/welcome in order to enjoy dedicated product support and offers designed especially for you.

So what is VisaPure Essential Mini and how can it help your skin? Cleansing is an essential part of the daily skincare routine, but traditional methods do not always leave your skin as clean and radiant as it could be. That is why we have developed VisaPure Essential Mini – our exciting new approach to facial cleansing. Forget manual cleansing, with VisaPure Essential Mini you can enjoy clean, radiant skin, quickly and easily every day. VisaPure Essential Mini uses gentle rotating movements to cleanse deeply, remove impurities and make-up to leave skin feeling soft and fresh. Designed to complement your current routine, you can use VisaPure Essential Mini together with your current cleanser. It also helps skincare products applied after cleansing – such as your favorite moisturizer – to be absorbed better. You will notice the cleansing effect immediately – experiencing smoother, more radiant-looking skin. VisaPure Essential Mini comes ready to use with a brush head. Additional brush heads for different skin types and purposes are available separately. Ready to get started? Use VisaPure Essential Mini twice daily to enjoy soft, cleansed skin and to reveal your natural radiance. We hope you and your skin will enjoy using VisaPure Essential Mini.

Using the appliance

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bath. We advise you use VisaPure Essential Mini with your favorite cleanser. You can cleanse your face with VisaPure Essential Mini twice a day.

Daily facial cleansing with VisaPure

Cleansing procedure

Note: The appliance does not work directly from the wall socket (Fig. 2).

Note: Do not use the brush head on the sensitive skin around the eyes.

- 1 Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 3).
- 2 Moisten the brush head with water or liquid cleanser or apply the cleanser directly on your skin before you use the appliance. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin (Fig. 4).
- 3 Place the brush head on your skin.
- 4 Press the on/off button once to switch on the appliance. Press twice to switch off the appliance (Fig. 5).

Note: We advise you to not cleanse your skin for longer than 1 minute to prevent overtreatment.

- 5 Gently move the brush head across your skin from the nose towards the ear (Fig. 6). Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.
- 6 After the treatment, rinse and dry your face.
- 7 Clean the brush head with water.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Cleaning the appliance and the brush head

Clean the appliance and the brush head thoroughly with water after each use, to ensure optimum performance. Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.

- 1 Rinse the handle and the brush head under the tap with warm water (max. 40°C/104°F) (Fig. 8).
- 2 Remove the brush head from the appliance (Fig. 7).

- Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 9).
- Dry these parts with a towel.

Cleaning the supply unit

Danger: Always keep the supply unit dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.

Make sure the supply unit is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.

Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance can be used for at least 20 days without charging. This is based on a 1 minute cleansing routine, when using the VisaPure Essential Mini twice a day.

Note: The appliance cannot be used directly from the wall socket.

- Make sure the appliance is switched off.
- Insert the small plug into the socket of the appliance.
- Put the supply unit in the wall socket (Fig. 10).
- Charge the appliance. The charging light on the supply unit lights up white continuously to indicate that the appliance is charging (Fig. 15).

Battery-low indication

- When the battery is almost empty, the charging light lights up orange for 15 seconds. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 11).

Storage

- To store the appliance horizontally, place it on the anti-roll ridge (Fig. 12), or place the appliance upright (Fig. 13).
- If you take the appliance with you when you travel, put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments (Fig. 14).

Note: Never put the protection cap on the brush head if the brush head is still wet, for hygienic reasons.

Brush head replacement

Damaged brush heads or worn filaments could lead to skin irritation. Therefore brush heads need to be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com/service or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Essential Mini. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the International Warranty leaflet. You can also visit www.philips.com/support.

Other heads

All Visapure brush heads are compatible with VisaPure Essential Mini. The Revitalising Massage head, Fresh Eyes head and Fresh Skin head are only compatible with Visapure Advanced, not with Visapure Essential Mini

If you like to know more about other types of heads that are available for specific skincare needs, please visit

www.philips.com/beauty for information.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Switch on the appliance and let it operate until it switches off because the rechargeable battery is empty.
- 2 Separate the bottom cap from the handle with a small flathead screwdriver (Fig. 16) and undo the screw (Fig. 17).
- 3 Insert a small flathead screwdriver between the top part and the handle and pry loose the top part of the appliance (Fig. 18). Carefully pull the top part with the battery holder out of the housing (Fig. 19).
- 4 Cut the wires (Fig. 20) and undo the screw of the printed circuit board (Fig. 21).
- 5 Remove the rechargeable battery from the battery holder (Fig. 22).

Warning: Do not attempt to replace the rechargeable battery.

Warning: Do not reconnect the appliance to the mains after you have removed the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit

www.philips.com/support or read the international warranty leaflet. This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work.	Make sure that the appliance is disconnected from the wall socket when you use it. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Make sure that you have pressed the on/off button properly. When connected to the wall socket, check if the charging light on the supply unit lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.

Problem	Solution
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the supply unit still does not light up or if the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	The appliance is suitable for all skin types. Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.

한국어

구성품 명칭(그림 1)

- 1 보호 캡
- 2 브러시 헤드
- 3 연결 핀
- 4 전원 버튼
- 5 배터리 부족 표시등
- 6 핸들
- 7 소형 플러그 콘센트
- 8 굴림 방지 걸이
- 9 전원 공급 장치(어댑터)
- 10 충전 표시등
- 11 소형 플러그
- 12 하단 캡

참고: VisaPure 타입에 따라 브러시 헤드가 다를 수 있습니다.

중대한


본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 전원 공급 장치를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오. 욕조, 세면대, 싱크대 등, 물이 가까이 있는 곳에서 놓아 두거나 보관하지 마십시오. 또한 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 청소 후에는 전원 공급 장치를 완전히 건조시킨 다음에 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 전원 공급 장치를 건조한 상태로 보관하십시오.

경고

- 배터리를 충전하려면 제품과 함께 제공된 분리형 전원 공급 장치(A00390)만 사용해야 합니다(기호 참조).



- 제품, 브러시 헤드, 또는 전원 공급 장치가 손상되거나 고장난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 사용하기 전에 제품을 항상 확인하십시오. 제품, 브러시 헤드, 또는 전원 공급 장치가 손상되거나 고장난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다. 손상된 부품은 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 전원 공급 장치에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 다른 플러그로 교체하기 위해 전원 공급 장치를 잘라내지 마십시오.
- 배터리 수명을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번씩 제품을 완전히 충전하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오. 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

- 본 제품은 장난감이 아닙니다. 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 누전을 방지하기 위해 제품 플러그 투입구에 금속이 포함된 물질을 삽입하지 마십시오.

주의

- 이 제품은 눈가와 같이 민감한 부위를 제외한 얼굴전용 클렌징입니다. 이 제품을 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 하루에 3번 이상 제품을 사용하지 마십시오.
- 위생상 제품을 다른 사람과 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 샤워 시에 사용하는 물의 온도보다 뜨거운 물(최대 40° C/104° F)로 제품을 세척하지 마십시오.
- 제품이나 부품을 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 제품은 10° C - 40° C(50° F - 104° F) 사이의 온도로 충전, 사용 및 보관하시기 바랍니다.
- 건조한 피부, 눈 수술 후, 상처가 있는 곳 또는 심한 여드름, 화사, 감염 등과 같은 피부병이나 피부 질환을 앓고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 스테로이드 기반 약물을 복용하고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 얼굴에 피어싱을 하고 있다면 제품을 사용하기 전에 제거하거나 피어싱이 있는 부위에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 안경이나 액세서리를 착용하고 있다면 제품 사용 전에 벗거나 안경이나 액세서리를 착용한 곳에는 사용하지 마십시오.
- 직접 만든 클렌저 또는 독한 화학 제품이나 굵은 입자가 포함되어 있는 클렌저를 제품과 함께 사용하지 마십시오.
- 피부가 민감하거나 일반 피부용 브러쉬 헤드가 장착된 제품을 사용한 후 피부 자극이 발생한 경우에는 민감한 피부용 브러쉬 헤드로 바꿔 사용하는 것을 권장합니다.
- VisaPure는 딥 클렌징과 혈액 순환 자극 효과가 있습니다. 피부가 클렌징 VisaPure 클렌징에 익숙해져 있는 경우 가끔 홍조나 피부 당김과 같은 약간의 피부 반응이 있을 수 있습니다. 피부가 VisaPure 클렌징에 익숙하지 않은 경우 이러한 반응은 더 강하게 일어나고 더 오래 발생할 수 있지만 몇 시간이 지나면 사라질 것입니다. 이러한 피부 반응을 줄이려면 클렌징 시간을 단축하거나 제품 사용 빈도를 줄이거나 클렌징 중 피부에 가하는 압력을 줄여 주세요. 매일 2주 동안 사용 후에는 피부가 VisaPure 클렌징에 적응하게 됩니다. 하지만 매일 2주 사용 후에도 피부 반응이 강하게 일어난다면 VisaPure 사용을 중단하고 며칠 간 피부에 회복할 시간을 두는 것을 권장합니다. 피부 반응이 사라진 후에는 VisaPure 클렌징 시간과 빈도를 줄여 계속 사용할 수 있습니다. 강한 피부 반응이 다시 일어나면 의사의 진료를 받는 것을 권장합니다.
-
- 피부 손상을 방지하기 위해서는 한 번에 1분 이상 클렌징하지 마십시오.
- 제품 사용 시 머리카락이 브러쉬 헤드에 걸리지 않도록 헤어밴드 또는 헤어클립을 사용하십시오.

일반

- 피부의 상태는 1년 내내 다릅니다. 겨울철에는 얼굴 피부가 더 건조할 수 있습니다. 이 경우 사용자 피부의 상태에 따라 사용 시간이나 빈도를 줄일 수 있습니다.
- 이 제품은 벽면 콘센트에 직접 연결한 채로 사용할 수 없습니다.
- 제품을 정기적으로 청소하면 최적의 효과를 얻을 수 있으며 제품도 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 본 제품은 국제적으로 공인 받은 IEC 안전 기준을 따르고 있으며, 목욕이나 샤워 중에도 안전하게 사용할 수 있으며 물로 세척할 수 있습니다.
- 제품에는 자동 전압 선택 기능이 있으며 100 ~ 240V 범위의 전원에서 사용할 수 있습니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

소개

필립스 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)를 구입해 주셔서 감사합니다. 맞춤 제품 지원 및 혜택을 받으려면 제품을 사용하기 전에

www.philips.com/welcome을 통해 등록하시기 바랍니다.

비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini) 소개 및 피부 관리

효과 클렌징은 일상적인 스킨케어 과정에서 반드시 필요한 부분이지만 기존의 클렌징 방법으로는 깨끗하고 빛나는 피부를 유지하는 데 한계가 있습니다. 이것이 바로 필립스가 새로운 페이스 클렌징 방식인 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)를 개발한 이유입니다. 이제 손으로 클렌징하지 말고, 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)로 깨끗하고, 부드럽고, 빛나는 피부를 매일 쉽고 빠르게 경험해 보세요. 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)는 부드러운 회전 운동으로 딥 클렌징을 하고 불순물 및 메이크업을 제거하여 피부를 부드럽고 깨끗하게 가꿔줍니다. 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)는 현재의 스킨케어 방식을 보완하도록 설계되어 있으므로 가지고 계신 클렌징 제품과 함께 사용하시면 됩니다. 그리고 보습제 등과 같이 클렌징 후 바르는 스킨케어 제품이 더 잘 흡수되도록 도와줍니다. 즉각적인 클렌징의 효과와 함께 더 부드럽고, 더 밝게 빛나는 피부를 경험해 보세요. 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)에는 브러시 헤드가 함께 제공됩니다. 다양한 피부 타입과 용도에 따라 브러시 헤드를 추가로 구입하실 수 있습니다. 사용할 준비가 되셨나요? 하루에 두 번 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)를 사용하여 부드럽고 깨끗한 피부와 자연스러운 피부 광채를 경험해 보세요. 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)와 함께 새로운 클렌징의 즐거움을 누리시기 바랍니다.

제품 사용

이 제품은 세면대 앞이나 샤워기 아래 또는 욕조 안에서 사용할 수 있습니다. 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)는 좋아하는 클렌저와 함께 사용하시는 것이 좋습니다. 하루에 두 번 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)로 얼굴을 클렌징하십시오.

VisaPure를 사용한 일상적인 페이스 클렌징

클렌징 절차

참고: 이 제품은 벽면 콘센트 (그림 2)에 직접 연결되어 있으면 작동하지 않습니다.

참고: 눈가와 같이 민감한 피부에는 브러시 헤드를 사용하지 마십시오.

- 1 딸깍 (그림 3) 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 브러시 헤드를 연결 핀 쪽으로 미십시오.
- 2 브러시 헤드를 물 또는 액체 클렌저에 적셔 사용하거나 피부에 직접 클렌저를 바른 상태에서 제품을 사용하십시오. 피부 (그림 4)에 자극을 줄 수 있으므로 브러시 헤드가 마른 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 3 브러시 헤드를 피부에 댍니다.
- 4 전원 버튼을 한 번 눌러 제품을 켜십시오. 제품 (그림 5)을 끄려면 두 번 누르십시오.

참고: 피부 손상을 방지하기 위해서는 1분 이상 클렌징하지 마십시오.

- 5 코에서부터 귀 (그림 6)가 있는 방향으로 브러시 헤드를 부드럽게 이동합니다. 피부에 자극을 줄 수 있으므로 브러시 헤드를 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.
- 6 클렌징 후에는 얼굴을 씻고 물기를 닦습니다.
- 7 브러시 헤드를 물로 세척합니다.

청소 및 유지관리

제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

제품 및 브러시 헤드 세척

최적의 성능을 위해 사용 후에는 항상 제품과 브러시 헤드를 물로 깨끗하게 세척하십시오. 세척을 시작하기 전에 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

- 1 손잡이와 브러시 헤드는 따뜻한 수돗물(최대 40°C/104°F) (그림 8)로 헹구십시오.
- 2 제품 (그림 7)에서 브러시 헤드를 분리하십시오.
- 3 브러시 헤드 후면과 제품의 연결 핀을 매주 (그림 9) 1회 이상 수돗물로 세척하십시오.
- 4 해당 부분의 물기는 수건으로 닦습니다.

전원 공급 장치 청소

위험: 전원 공급 장치를 항상 건조한 상태로 보관하십시오. 전원 공급 장치를 물에 담그거나 헹구지 마십시오.

전원 공급 장치를 세척할 때는 전원 플러그를 뽑으십시오. 항상 마른 천으로 닦으십시오.

제품 충전

제품을 충전하려면 약 8시간이 걸립니다. 완전히 충전된 제품은 최소 2주 동안 충전 없이 사용할 수 있습니다. 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)를 하루에 두 번 사용하는 경우 1분 기준의 클렌징 과정입니다.

참고: 이 제품은 벽면 콘센트에 직접 연결한 채로 사용할 수 없습니다.

- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 소형 플러그를 제품의 소켓에 꽂으십시오.
- 3 전원 공급 장치를 벽면 콘센트 (그림 10)에 꽂으십시오.
- 4 제품을 충전하십시오. 제품이 충전되는 동안 (그림 15)에는 전원 공급 장치의 충전 표시등이 흰색으로 계속 켜져 있습니다.

배터리 전력 부족 표시등

- 배터리가 거의 방전되면 충전 표시등이 15초 동안 주황색으로 켜집니다. 이때 배터리에는 한 번 클렌징 (그림 11)할 수 있을 만큼의 전력이 아직 남아 있습니다.

보관

- 제품을 수평으로 보관하려면 굴림 방지 걸이 (그림 12)에 걸거나 제품을 똑바로 (그림 13)로 세워 보관하십시오.
- 여행할 때 제품을 가지고 가려면 마른 브러시 헤드에 보호 캡을 씌워 브러시 모 (그림 14)를 보호하십시오.

참고: 브러시 헤드가 젖은 상태일 경우 위생상의 이유로 보호 캡을 위에 씌우지 마십시오.

브러시 헤드 교체

손상된 브러시 헤드나 마모된 브러시 모는 피부 자극을 일으킬 수 있습니다. 따라서 3개월에 한 번씩 브러시 헤드를 교체하고, 브러시 모가 변형되거나 손상된 경우 바로 브러시 헤드를 교체하십시오. 교체용 브러시 헤드는 웹

사이트(www.shop.philips.com/service) 또는 Philips 비자퓨어

에센셜 미니(VisaPure Essential Mini) 구입 매장에서 구입하실 수 있습니다. 교체용 브러시 헤드를 구하기 어려운 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처 정보는 국제 보증서에 나와 있습니다. www.philips.com/support를 방문하셔도 됩니다.

다른 유형의 브러시 헤드

비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)에는 모든 Visapure 브러시 헤드가 호환됩니다.

리바이탈라이징 마사지 헤드, 프레쉬 아이 헤드 및 프레쉬 스킨 헤드는 비자퓨어 어드밴스드(VisaPure Advanced)와만 호환되며 비자퓨어 에센셜 미니(VisaPure Essential Mini)와는 호환되지 않습니다.

피부 타입별 브러시 헤드 유형에 대한 자세한 내용은

www.philips.com/beauty를

참조하십시오.

재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.
- 본 제품에는 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 되는 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 지정된 재활용 수거 장소 또는 필립스 서비스 센터에 가져가 충전식 배터리를 전문적으로 처리하는 것이 좋습니다.
- 전기 및 전자 제품과 충전식 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 배터리를 분리하기 전에 제품을 벽면 콘센트에서 분리했고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

도구를 사용하여 제품을 분해하고 충전식 배터리를 폐기할 때 필요한 안전 주의 사항을 준수하십시오.

충전식 배터리 분리

- 1 제품의 전원을 꺼고 충전식 배터리가 소진되어 전원이 꺼질 때까지 작동하십시오.
- 2 작은 일자 드라이버 (그림 16)로 핸들에서 하단 캡을 분리하고 나사 (그림 17)를 푸십시오.

- 3 상단부와 손잡이 사이에 작은 일자 드라이버를 끼우고 돌려 제품 (그림 18) 상단부가 벌어지게 합니다. 배터리함 덮개가 있는 상단부를 케이스 (그림 19)에서 조심스럽게 꺼냅니다.
- 4 전선 (그림 20)을 절단하고 인쇄 회로 기판 (그림 21)의 나사를 푸십시오.
- 5 배터리함 (그림 22)에서 충전식 배터리를 분리하십시오.

경고: 충전식 배터리를 교체하지 마십시오.

경고: 충전용 배터리를 분리한 다음에는 제품을 전원에 다시 연결하지 마십시오.

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우

www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 고객 지원 센터로 문의하십시오.

문제점	해결책
제품이 작동하지 않습니다.	<p>제품을 사용할 때는 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오. 이 사용 설명서의 지침에 따라 제품을 충전하십시오. 정전이 되지 않았으며 콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오. 전원 버튼을 제대로 눌렀는지 확인하십시오. 벽면 콘센트에 연결된 상태에서는 전원 공급 장치의 충전 표시등이 켜져 충전 중임을 알려주는지 확인하십시오. 표시등이 켜지지 않거나 제품이 그래도 작동하지 않으면 필립스 대리점 또는 지정된 필립스 서비스 센터에 방문하십시오.</p>
제품이 충전되지 않습니다.	<p>제품을 연결한 전원에 전력이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오. 욕실의 콘센트를 사용하는 경우 욕실 전등을 켜야 콘센트에 전류가 흐르는 경우가 있습니다. 그래도 전원 공급 장치의 표시등이 켜지지 않거나 제품이 충전되지 않으면 필립스 대리점 또는 지정된 필립스 서비스 센터에 방문하십시오.</p>
이 제품이 내 피부에 적합한지 모르겠습니다.	<p>이 제품은 모든 피부 타입에 적합합니다. 건조한 피부나 상처가 있는 곳 또는 심한 여드름, 선천, 감염 등과 같은 피부병이나 피부 자극을 앓고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오. 스테로이드 기반 약물을 복용하고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.</p>