

# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




EN	User manual	3
FR	Mode d'emploi	20
FA	دفتريچه راهنمای کاربر	56
AR	دليل المستخدم	72

SC527X



**PHILIPS**





---

# Table of contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Cleaning and maintenance</b>	<b>14</b>
<b>2</b>	<b>General description</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>Storage</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>Important</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>Replacement</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Preparing for use</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Environment</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Using the appliance</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Guarantee and support</b>	<b>17</b>
			<b>11</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>18</b>

---

# 1 Introduction

Thank you for choosing to buy Philips VisaPure Essential. Before you get started, we hope you will register your product at **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** in order to enjoy dedicated product support and offers designed especially for you.

So what is VisaPure Essential and how can it help your skin? Cleansing is an essential part of the daily skincare routine, but traditional methods do not always leave your skin as clean and radiant as it could be. That is why we have developed VisaPure Essential - our exciting new approach to facial cleansing. Forget manual cleansing, with VisaPure Essential you can enjoy clean, radiant

skin, quickly and easily every day. VisaPure Essential combines gentle rotating and vibrating movements to cleanse deeply, remove impurities and make-up to leave skin feeling soft and fresh. Designed to complement your current routine, you can use VisaPure Essential together with your current cleanser. It also helps skincare products applied after cleansing – such as your favourite moisturiser – to be absorbed better. You will notice the cleansing effect immediately - experiencing smoother, more radiant looking skin. VisaPure Essential comes ready to use with a brush head for normal skin. Additional brush heads for different skin types and purposes are available separately. Ready to get started? Use VisaPure Essential twice daily to enjoy soft, cleansed skin and reveal your natural radiance. We hope you and your skin will enjoy using VisaPure Essential.

---

## 2 General description (Fig. 1)

- 1 Handle
- 2 Charging light and battery low indication
- 3 Speed indication
  - Speed one: gentle cleansing
  - Speed two: deep cleansing
  - Switch off
- 4 On/off button
- 5 Connection pin
- 6 Charging pins
- 7 Anti-roll ridge

- 8 Brush head. Your VisaPure Essential comes with one or more of the following brush heads:
    - A Normal brush head
    - B Sensitive brush head
    - C Extra sensitive brush head
    - D Exfoliation brush head
    - E Deep pore cleansing brush head
  - 9 Charging stand
  - 10 Appliance socket
  - 11 Draining hole
  - 12 Protection cap
  - 13 Small plug
  - 14 Adapter
  - 15 Travel pouch (specific types only)
- The types of brush heads included depend on the VisaPure Essential type purchased.

---

## 3 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

---

### 3.1 Danger

- Keep the adapter dry.

---

### 3.2 Warning

- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance, an attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.

- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance is NOT a toy. Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.

---

### 3.3 Caution

- This appliance is developed and intended for cleansing facial skin on cheeks, forehead and chin (including the area between eyes and ears and the area between nose and upper lip, excluding the area around the eyes) and on the neck and décolleté. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not use the appliance more than twice a day.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance with other people.
- Do not clean the appliance with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C/104°F).
- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C/50°F and 40°C/104°F.
- Do not use the appliance on chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- Do not use the appliance with self-made cleansers or cleansers containing harsh chemicals or rough particles.
- If you have sensitive skin, select setting 1 the first few times you use the appliance. If you do not experience any skin reactions, you can start using the appliance at setting 2.

---

### **3.4 General**

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you may reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer life.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

---

### **3.5 Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

---

## 4 Preparing for use

---

### 4.1 Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 6 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 30 minutes.

- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the small plug in the socket of the charging stand (1), put the adapter in the wall socket (2), remove the protection cap and put the appliance in the charging stand (Fig. 2).

- 3** The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously (Fig. 3).

#### 4.1.1 Battery-low indication

- When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 15 seconds. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 4).

**To charge the appliance, follow the steps in section 'Charging the appliance' above.**

---

## 5 Using the appliance

Make sure the appliance is fully charged before you use it for the first time.

### **Note:**

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bathtub.

---

### 5.1 Brush heads

Your VisaPure Essential comes with one or more of the brush heads described below. You can use the brush head that suits your skin best. The types of brush heads included depend on the VisaPure Essential type purchased.

#### 5.1.1 Normal brush head

- 17000 soft bristles for deep skin cleansing
- For all skin types
- For daily use
- For optimal results, replace the brush every three months

### 5.1.2 Sensitive brush head

- Ultra soft bristles for a more effective, gentle cleaning
- For sensitive skin
- For daily use
- For optimal results, replace the brush every three months

### 5.1.3 Extra sensitive brush head

- Philips' softest bristles for ultra gentle cleansing
- For extra sensitive skin
- For daily use
- For optimal results, replace the brush every three months

### 5.1.4 Exfoliation brush head

- Dual layer bristles to remove dead skin cells
- For all skin types
- For weekly use
- For optimal results, replace the brush every six months

### 5.1.5 Deep pore cleansing brush head

- The deep pore cleansing brush helps to reduce blackheads and is designed to make pores less visible
- For all skin types
- For daily use
- For optimal results, replace the brush every three months

---

## 5.2 Daily facial cleansing with VisaPure Essential

### 5.2.1 Speed settings

You can choose between two different speed settings depending on your personal preference.

- Speed one, 'gentle cleansing', for a mild and soft cleansing.
- Speed two, 'deep cleansing', for a comfortable and more intensive cleansing.

### 5.2.2 Skin zones

- The face can be divided into three zones: right cheek, left cheek and T-zone. The cheek zones include the chin, the area between nose and upper lip and the area between eyes and ears. The neck and décolleté can also be divided into three zones (Fig. 5).

#### **Note:**

Do not use the appliance on the sensitive skin area around the eyes.

### 5.2.3 Skin Zone timer

When you switch on the appliance, it works for three periods of 20 seconds. Between these periods, there is a short pause to indicate that you have to move the brush head to another skin zone.

### 5.2.4 Auto shut-off

The appliance automatically switches off after one minute to prevent overtreatment.

### 5.2.5 Cleansing procedure

 **Note:**

You can use the appliance twice a day.

- 1** Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 6).
- 2** Moisten the brush head with water or liquid cleanser or apply the cleanser directly on your skin before you use the appliance. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin.
- 3** Place the brush head on your skin.
- 4** Press the on/off button once to switch on the appliance. The appliance starts to operate at speed 1. Press twice for speed 2. Press three times to switch off the appliance or wait until it stops automatically (Fig. 7).
- 5** Gently move the brush head across your skin while making circular movements. Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable (Fig. 8).

- 6** After 20 seconds, the appliance briefly pauses to let you know that you have to move to another zone. Do not overdo the cleansing and do not cleanse any zone longer than 20 seconds.

---

## **6 Cleaning and maintenance**

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

## 6.1 Cleaning the appliance and the brush head

Clean the appliance and the brush head thoroughly with water after each use, to ensure optimum performance. Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.

- 1 Rinse the handle and the brush head under the tap with warm water (max. 40°C / 104°F) (Fig. 9).
- 2 Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 10).
- 3 Dry these parts with a towel.

## 6.2 Cleaning the adapter and the charging stand

 **Danger:**

**Always keep the adapter dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.**

- 1 Make sure the adapter is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.
- 2 Always detach the charging stand from the adapter before you clean it (Fig. 11).
- 3 You can clean the charging stand with a moist cloth. Dry the charging stand before you reconnect it to the adapter (Fig. 12).

---

## 7 Storage

- Store the appliance with the brush head attached in the charging stand (Fig. 13).
- For travelling: put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments when you take the appliance with you (Fig. 14).

### Note:

Never put the protection cap on the brush head if the brush head is still wet.

---

## 8 Replacement

---

### 8.1 Brush head replacement

Worn filaments could lead to skin irritation. Therefore the brush head should be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement brush heads and additional brush head types are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your Philips beauty appliance. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet. You can also visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## 9 Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

---

## 10 Guarantee and support

If you need information or support, please visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

---

# 11 Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroids.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check whether the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check whether contact pins on the appliance are in proper contact with the contact points in the stand. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. When the light on the appliance still does not light up or when the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.
The appliance does not work anymore.	Make sure that you have pressed the on/off button properly. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Verify whether there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.

---

# Table des matières

---

**1 Introduction** 21

---

**2 Description générale** 22

---

**3 Important** 24

---

**4 Avant utilisation** 27

---

**5 Utilisation de l'appareil** 28

---

**6 Nettoyage et entretien** 33

---

**7 Rangement** 34

---

**8 Remplacement** 35

---

**9 Environnement** 36

---

**10 Garantie et assistance** 36

---

**11 Dépannage** 37

---

# 1 Introduction

Vous avez acheté Philips VisaPure Essential. Nous vous en remercions. Avant de commencer, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur le site Web

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** afin de bénéficier d'une assistance produit dévouée et d'offres spéciales.

Qu'est-ce que VisaPure Essential et comment ce produit peut-il aider votre peau ? Le nettoyage est une part essentielle des soins quotidiens de la peau, mais les méthodes traditionnelles ne permettent pas toujours d'obtenir une peau aussi propre et éclatante qu'elle pourrait l'être. C'est la raison pour laquelle nous avons développé VisaPure Essential - une nouvelle approche révolutionnaire du nettoyage du

visage. Oubliez le nettoyage manuel : avec VisaPure Essential, vous pouvez obtenir rapidement et facilement une peau impeccable et rayonnante tous les jours. VisaPure Essential combine de légers mouvements de rotation et de vibration pour nettoyer la peau en profondeur, enlever les impuretés et le maquillage, et rendre la peau douce et fraîche. Conçu pour compléter vos habitudes quotidiennes, VisaPure Essential peut être utilisé avec votre nettoyant traditionnel.

Il permet également une meilleure absorption de vos produits de soin préférés appliqués après le nettoyage de votre peau – tels que votre crème hydratante. Vous remarquerez immédiatement l'effet du nettoyage - par une peau plus douce et plus rayonnante. VisaPure Essential est livré prêt à l'emploi avec une tête de brosse pour peau normale. D'autres têtes de brosse conçues pour différents types de peau sont disponibles séparément.

Prêt(e) à commencer ? Utilisez VisaPure Essential deux fois par jour pour obtenir une peau douce et propre, et révéler son éclat naturel. Nous espérons que VisaPure Essential vous donnera entière satisfaction.

---

## 2 Description générale (fig. 1)

- 1 Poignée
- 2 Voyant de charge et indication de batterie faible
- 3 Indication de vitesse
  - Vitesse 1 : nettoyage doux
  - Vitesse 2 : nettoyage en profondeur
  - Arrêt
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Broche de connexion

- 6 Broches de chargement
- 7 Arête anti-roulement
- 8 Tête de brosse. Votre VisaPure Essential est livré avec une ou plusieurs des têtes de brosse suivantes :
  - A Tête de brosse normale
  - B Tête de brosse Sensitive
  - C Tête de brosse ultrasensible
  - D Tête de brosse exfoliante
  - E Tête de brosse nettoyant les pores en profondeur
- 9 Socle de charge
- 10 Prise de l'appareil
- 11 Trou d'évacuation

- 12 Couverture de protection
  - 13 Petite fiche
  - 14 Adaptateur
  - 15 Housse de voyage (certains modèles uniquement)
- Les types de têtes de brosse incluses dépendent du modèle VisaPure Essential acheté.

---

## 3 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

---

### 3.1 Danger

- Gardez l'adaptateur au sec.

---

### 3.2 Avertissement

- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil, un accessoire ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés afin d'éviter tout accident.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- Chargez entièrement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil **N'EST PAS** un jouet. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'insérez pas les éléments en métal dans la prise pour la fiche de l'appareil pour éviter tout court-circuit.

---

### 3.3 Attention

- Cet appareil est conçu et destiné au nettoyage de la peau du visage au niveau des joues, du front et du menton (y compris la zone entre les yeux et les oreilles, et la zone entre le nez et la lèvre supérieure, mais à l'exception de la zone autour des yeux) et sur le cou et le décolleté. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- N'utilisez pas l'appareil plus de deux fois par jour.
- Pour des raisons hygiéniques, nous vous conseillons de ne pas prêter l'appareil à d'autres personnes.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, la température de l'eau ne doit pas dépasser celle à laquelle vous vous douchez (max. 40 °C).
- Ne mettez pas l'appareil ou une de ses pièces au lave-vaisselle.

- Chargez, utilisez et rangez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau gercée, sur des plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations cutanées telles que de l'acné sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.
- N'utilisez pas l'appareil avec des nettoyants faits maison ou des nettoyants contenant des produits chimiques corrosifs ou des particules rugueuses.
- Si vous avez la peau sensible, sélectionnez la vitesse 1 lors des premières utilisations. Si vous ne présentez aucune réaction cutanée, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil avec la vitesse 2.

---

### **3.4 Général**

- Notez que l'état de la peau varie tout au long de l'année. La peau du visage peut devenir plus sèche en hiver. Dans ce cas, vous pouvez réduire la durée ou la fréquence de traitement en fonction des besoins de votre peau.
- Le nettoyage régulier de l'appareil garantit des résultats optimaux et une durée de vie plus longue de l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité IEC et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche, et nettoyé sous l'eau du robinet.
- Cet appareil est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.

---

### 3.5 Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

---

## 4 Avant utilisation

---

### 4.1 Charge de l'appareil

La charge de l'appareil dure environ 6 heures. Une fois chargé, l'appareil a une autonomie de 30 minutes environ.

- 1** Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2** Insérez la petite fiche dans la prise du socle de recharge (1), branchez l'adaptateur sur la prise secteur (2), enlevez la coque de protection et placez l'appareil dans le socle de recharge (fig. 2).

- 3** Le voyant de charge clignote blanc pour indiquer que l'appareil est en cours de charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant de charge s'allume en blanc de manière continue (fig. 3).

#### **4.1.1 Témoin de charge faible**

- Lorsque la batterie est presque vide, le voyant de charge clignote orange pendant 15 secondes. La batterie contient encore assez d'énergie pour une séance complète (fig. 4).

**Pour charger l'appareil, suivez les étapes de la section « Charge de l'appareil » ci-dessus.**

---

## **5 Utilisation de l'appareil**

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

### **Remarque :**

Vous pouvez utiliser l'appareil devant l'évier, sous la douche ou dans la baignoire.

---

## 5.1 Têtes de brosse

Votre VisaPure Essential est livré avec une ou plusieurs des têtes de brosse décrites ci-dessous. Vous pouvez utiliser la brosse qui convient le mieux à votre peau. Les types de têtes de brosse incluses dépendent du modèle VisaPure Essential acheté.

### 5.1.1 Tête de brosse normale

- 17000 poils soyeux pour un nettoyage en profondeur de la peau
- Pour tous types de peau
- Pour une utilisation quotidienne
- Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

### 5.1.2 Tête de brosse Sensitive

- Poils ultra-doux pour un nettoyage en profondeur, tout en douceur
- Pour les peaux sensibles
- Pour une utilisation quotidienne
- Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

### 5.1.3 Tête de brosse ultrasensible

- Poils Philips ultra-doux pour un nettoyage d'une douceur extrême
- Pour les peaux ultrasensibles
- Pour une utilisation quotidienne
- Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

#### **5.1.4 Tête de brosse exfoliante**

- Deux tailles de poils pour éliminer les cellules mortes
- Pour tous types de peau
- Pour une utilisation hebdomadaire
- Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 6 mois.

#### **5.1.5 Tête de brosse nettoyant les pores en profondeur**

- La brosse nettoyant les pores en profondeur permet également de réduire les points noirs et est conçue pour rendre les pores moins visibles
- Pour tous types de peau
- Pour une utilisation quotidienne
- Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

---

## **5.2 Nettoyage quotidien du visage avec VisaPure Essential**

### **5.2.1 Réglages de vitesse**

Vous pouvez choisir entre deux vitesses d'utilisation différentes selon vos préférences.

- La vitesse 1, « nettoyage doux », pour un nettoyage léger tout en douceur.
- La vitesse 2, « nettoyage en profondeur », pour un nettoyage plus intensif.

### 5.2.2 Zones de peau

- Le visage peut être divisé en trois zones : la joue droite, la joue gauche et la zone T. Les zones des joues incluent le menton, la zone entre le nez et la lèvre supérieure et la zone entre les yeux et les oreilles. Le cou et le décolleté peuvent être également divisés en trois zones (fig. 5).

#### Remarque :

N'utilisez pas l'appareil sur la zone sensible autour des yeux.

### 5.2.3 Minuteur

Lorsque vous allumez l'appareil, il fonctionne pendant trois cycles de 20 secondes. Entre ces cycles, une courte pause est observée afin de vous inviter à déplacer la brosse vers une autre zone de peau.

### 5.2.4 Arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une minute.

## 5.2.5 Procédure de nettoyage

### Remarque :

Vous pouvez utiliser l'appareil deux fois par jour.

- 1** Poussez la brosse sur la broche de connexion jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 6).
- 2** Humidifiez la brosse avec de l'eau ou un nettoyant liquide, ou appliquez ce dernier directement sur votre peau avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil avec une brosse sèche car cela pourrait irriter la peau.
- 3** Placez la brosse sur votre peau.

- 4** Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil commence à fonctionner à la vitesse 1. Appuyez à deux reprises pour la vitesse 2. Appuyez à trois reprises pour éteindre l'appareil ou patientez jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement (fig. 7).
- 5** Déplacez doucement la brosse sur votre peau en faisant des mouvements circulaires. N'appuyez pas la brosse trop fortement sur la peau afin que le traitement reste agréable (fig. 8).
- 6** Au bout de 20 secondes, l'appareil marque une courte pause pour vous indiquer de déplacer la brosse vers une autre zone. N'utilisez pas l'appareil de manière excessive et ne traitez pas une zone pendant plus de 20 secondes.

---

## 6 Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

---

### 6.1 Nettoyage de l'appareil et de la brosse

Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et la brosse avec de l'eau, afin de garantir des performances optimales. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.

- 1** Rincez la poignée et la brosse avec de l'eau chaude (maximum 40 °C) (fig. 9).
- 2** Nettoyez l'arrière de la brosse et la broche de connexion de l'appareil sous le robinet au moins une fois par semaine (fig. 10).
- 3** Séchez ces parties à l'aide d'une serviette.

---

## 6.2 Nettoyage de l'adaptateur et du socle de charge

### **Danger :**

Assurez-vous que l'adaptateur reste toujours sec. Ne le rincez jamais sous le robinet et ne l'immergez pas dans l'eau.

- 1** Assurez-vous que l'adaptateur est débranché avant de le nettoyer. Essuyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- 2** Détachez toujours le socle de charge de l'adaptateur avant de le nettoyer (fig. 11).
- 3** Vous pouvez nettoyer le socle de charge à l'aide d'un chiffon humide. Séchez le socle de charge avant de le reconnecter à l'adaptateur (fig. 12).

---

## 7 Rangement

- Rangez l'appareil avec la brosse dans le socle de charge (fig. 13).
- Pour voyager : mettez le capuchon sur la brosse sèche afin de protéger les poils lors du transport (fig. 14).

### **Remarque :**

Ne placez jamais le couvercle de protection sur la brosse lorsque celle-ci est encore humide.

---

## 8 Remplacement

---

### 8.1 Remplacement de la tête de brosse

Des poils usagés peuvent entraîner une irritation de la peau. La brosse doit donc être remplacée tous les 3 mois ou moins si les poils sont déformés ou endommagés. Toutes les brosses de rechange et les autres types de brosse sont disponibles sur notre site Web **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** ou dans le magasin où vous avez acheté votre appareil Philips.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous procurer des brosses de rechange, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. Vous pouvez également visiter le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

---

## 9 Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

---

## 10 Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

---

# 11 Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

## Problème

## Solution

Je ne sais pas si l'appareil est conçu pour être utilisé sur ma peau.

N'utilisez pas l'appareil sur une peau sèche et gercée, sur des plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations cutanées telles que de l'acné sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.

L'appareil ne se charge pas.

Assurez-vous que la prise à laquelle vous avez connecté l'appareil est alimentée. Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale. Assurez-vous que les points de contact de l'appareil sont en contact avec ceux du socle. Si vous utilisez une prise de la salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de l'appareil ne s'allume pas ou si l'appareil ne se charge pas, confiez-le à votre revendeur Philips ou au Centre Service Agréé Philips le plus proche.

## Problème

## Solution

L'appareil ne fonctionne plus.

Assurez-vous que vous avez appuyé correctement sur le bouton marche/arrêt. Chargez l'appareil selon les instructions de ce mode d'emploi. Vérifiez s'il y a une panne de courant et si la prise secteur est alimentée. Vérifiez si le voyant de charge de l'appareil s'allume pour vous assurer que l'appareil charge. S'il ne s'allume pas ou si l'appareil ne fonctionne toujours pas, confiez-le à votre revendeur Philips ou au Centre Service Agréé Philips le plus proche.

دستگاه دیگر کار نمی کند.

اطمینان حاصل کنید که دکمه روشن/خاموش را به طرز صحیح فشار داده اید. دستگاه را بر اساس دستورالعملهای داده شده در دفترچه راهنما شارژ کنید. مطمئن شوید که برق قطع نیست و پریز برق داشته باشد. برای اطمینان از شارژ کردن دستگاه بررسی کنید که چراغ شارژ روی دستگاه روشن شود. اگر چراغ روشن نشد یا اگر دستگاه باز هم کار نکرد، آن را نزد فروشگاه Philips یا نزدیکترین مرکز خدمات Philips ببرید.

نمی دانم که دستگاه برای استفاده روی پوستم مناسب می باشد یا نه.

از دستگاه روی پوست خشک، ترک خورده، زخمهای باز یا هنامی که بیماری یا ناراحتی پوستی مانند آکنه شدید، آفتاب سوختگی، عفونت پوستی و غیره دارید استفاده نکنید. در صورتی که داروهای استروئیدی مصرف می کنید از دستگاه استفاده نکنید.

دستگاه شارژ نمی کند.

مطمئن شوید که پریزی که دستگاه را به آن وصل می کنید برق داشته باشد. بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی آداپتور با ولتاژ برق محل مطابقت داشته باشد. بررسی کنید پینهای اتصال دستگاه به طرز صحیح با نقاط اتصال روی پایه تماس دارند. اگر از پریز کابینت حمام استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد تا چراغ را برای فعال کردن پریز روشن کنید. هنگامی که چراغ روی دستگاه هنوز روشن نشده است یا هنگامی که دستگاه باز هم شارژ نمی کند آن را نزد فروشگاه Philips یا نزدیکترین مرکز خدمات Philips ببرید.

---

## ۱۰ ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفاً به سایت اینترنتی [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) مراجعه کنید یا برگه جداگانه ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

---

## ۱۱ عیب یابی

این فصل مشکلات معمول که هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می‌شوید را بطور خلاصه تشریح می‌کند. اگر نتوانستید با اطلاعات زیر مشکل را حل کنید برای مشاهده لیست سؤالات معمول به [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) مراجعه کنید یا با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

## ۸ تعویض

### ۸,۱ تعویض سربرسدار

رشته های سائیده شده ممکن است باعث سوزش پوست شوند. بنابراین سربرسدار را در صورتی که تارها تغییر شکل داده یا آسیب دیده باشند، باید حداقل ۳ ماه یا زودتر تعویض شود. سرهای برسداری تعویضی و سرهای برسداری مختلف اضافه هم در وب سایت یا از فروشگاه‌هایی که لوازم آرایشی Philips را خریداری کرده اید، موجود می باشند. اگر در تهیه سرهای برس داریدکی دستگاهتان دچار مشکل می باشید، لطفاً با مرکز خدمات مصرف کنندگان Philips در کشور خود تماس بگیرید. اطلاعات این مرکز را در برگه ضمانت جهانی پیدا خواهید کرد. همچنین می توانید از سایت [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) بازدید کنید.

## ۹ محیط زیست

دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محل های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.

## ۶,۲ تمیز کردن آداپتور و پایه شارژ

### ⚡ خطر:

همیشه آداپتور را خشک نگاه دارید. هرگز آن را زیر شیر آب نگیرید یا در آب فرو نبرید.

**۱** هنگام تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که آداپتور در پریز نمی باشد. دستگاه را با یک پارچه خشک تمیز کنید.

**۲** همیشه پایه شارژ را قبل از تمیز کردن آن از آداپتور جدا کنید (شکل ۱۱).

**۳** می توانید پایه شارژ را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. پایه شارژ را قبل از وصل کردن مجدد آداپتور خشک کنید (شکل ۱۲).

## ۷ انبار کردن

- دستگاه را با سربرس دار که به پایه شارژ وصل شده است در محلی انبار کنید (شکل ۱۳).
- برای مسافرت: سرپوش حفاظتی را روی سربرس خشک قرار دهید تا از موهای سربرس هنگام حمل دستگاه حفاظت کنید (شکل ۱۴).

### ⊞ توجه:

هرگز سرپوش حفاظتی را در صورتی که سربرس هنوز خیس است روی آن قرار ندهید.

## ۶ تمیز کردن و نگهداری

هرگز از صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

### ۶,۱ تمیز کردن دستگاه و سربرس دار

دستگاه و سربرس دار را کاملاً پس از هر بار استفاده با آب تمیز کنید تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل کنید.

قبل از آغاز تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

**۱** دسته و سربرس دار را زیر شیر با آب گرم تمیز کنید (حداکثر ۴۰ درجه

سلسیوس/۱۰۴ درجه فارنهایت) (شکل ۹).

**۲** پشت سربرس دار و پین اتصال را حداقل یکبار در هفته زیر شیر آب

تمیز کنید (شکل ۱۰).

**۳** این قطعات را با یک حوله خشک کنید.

**۲** سربرس را با آب یا تمیزکننده مایع مرطوب کنید یا تمیزکننده را بطور مستقیم روی پوست خود قبل از استفاده از دستگاه بمالید. از دستگاه با سربرس دار خشک استفاده نکنید چون این کار پوست را ملتهب می کند.

**۳** سری برس دار را روی پوست قرار دهید.

**۴** دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه یکبار فشار دهید. دستگاه با سرعت ۱ شروع بکار می کند. برای سرعت ۲ دوبار فشار دهید. دکمه را سه بار فشار دهید تا دستگاه خاموش شود یا صبر کنید تا دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شود (شکل ۷).

**۵** به آرامی سربرس دار را روی پوست خود با انجام حرکات دایره ای حرکت دهید. سربرس دار را بیش از حد روی پوست فشار ندهید تا مطمئن شوید که تمیز کردن پوست راحت انجام شود (شکل ۸).

**۶** پس از ۲۰ ثانیه، دستگاه برای مدت کوتاهی مکث می کند تا به شما اعلام نماید که باید دستگاه را به منطقه دیگر حرکت دهید. عمل تمیز کردن را بیش از حد انجام ندهید و هیچکدام از مناطق را بیش از ۲۰ ثانیه تمیز نکنید.

بالا و منطقه بین چشمها و گوشها می باشد. منطقه گردن و دکولته را هم می توان به سه منطقه تقسیم کرد (شکل ۵).

### ☰ توجه:

از دستگاه روی منطقه پوست حساس دور چشمها استفاده نکنید.

### ۵,۲,۴ خاموش کردن خودکار

دستگاه پس از یک دقیقه برای پیشگیری از درمان مجدد به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

### ۵,۲,۵ روش تمیز کرد

### ☰ توجه:

می توانید از دستگاه روزی دوبار استفاده کنید.

۱ سربرس دار را روی پین اتصال قرار دهید تا در محل خود با یک صدای کلیک قفل شود (شکل ۶).

### ۵,۲,۳ تایمر منطقه پوست

هنگامی که دستگاه را روشن می کنید، دستگاه به مدت سه دوره ۲۰ ثانیه ای کار خواهد کرد. بین این زمانها، یک مکث کوتاه ایجاد می شود تا نشان دهد که باید سربرس را به منطقه دیگر حرکت دهید.

## ۵,۲ تمیز کردن روزانه با VisaPure Essential

### ۵,۲,۱ تنظیمات سرعت

می توانید بین دو حالت سرعت مختلف حالتی که براساس سلیقه شخصی شما می باشد را انتخاب کنید.

- سرعت یک، "تمیز کردن نرم" برای تمیز کردن ملایم و نرم می باشد.
- سرعت دو، "تمیز کردن عمیق" برای تمیز کردن راحت و شدیدتر می باشد.

### ۵,۲,۲ مناطق پوست

- صورت را می توان به سه منطقه تقسیم کرد: گونه راست، گونه چپ و منطقه T مناطق گونه شامل چانه، منطقه بین دماغ و لب

### ۵,۱,۴ سر برس برداشت پوست

- موهای دولایه برس برای از میان بردن سلولهای مرده پوست
- برای انواع مختلف پوست
- برای استفاده هفتگی
- برای کسب نتیجه مطلوب، برس را هر شش ماه یکبار تعویض کنید

### ۵,۱,۵ سر برس تمیز کردن عمیق خلل و فرج

- برس تمیز کردن عمیق به شما کمک می کند جوشهای سرسیاه را کاهش داده و باعث می شود خلل و فرج کمتر مشاهده شوند.
- برای انواع مختلف پوست
- جهت استفاده روزانه
- برای کسب نتیجه مطلوب، برس را هر سه ماه یکبار تعویض کنید

**۵,۱ سربرس دار**

VisaPure Essential شما با یک یا دو نوع از سرهای برس زیرارائه می شود. می توانید از سربرسی که برای پوستتان مناسب است استفاده کنید. سرهای برس به نوع VisaPure Essential خریداری شده بستگی دارد.

**۵,۱,۱ سربرس عادی**

- ۱۷۰۰۰ موی نرم برای تمیز کردن عمیق پوست
- برای انواع مختلف پوست
- جهت استفاده روزانه
- برای کسب نتیجه مطلوب، برس را هر سه ماه یکبار تعویض کنید

**۵,۱,۲ سربرس حساس**

- موهای بسیار نرم برای تمیز کردن مؤثر و نرم
- مخصوص پوستهای حساس
- جهت استفاده روزانه
- برای کسب نتیجه مطلوب، برس را هر سه ماه یکبار تعویض کنید

**۵,۱,۳ سربرس بسیار حساس**

- نرم ترین موی برس Philips برای تمیز کردن بسیار نرم
- برای پوستهای بسیار حساس
- جهت استفاده روزانه
- برای کسب نتیجه مطلوب، برس را هر سه ماه یکبار تعویض کنید

برای شارژ دستگاه، مراحل بخش "شارژ کردن دستگاه" در بالا را دنبال کنید.

## ۵ استفاده از دستگاه

قبل از استفاده از دستگاه برای بار اول، مطمئن شوید که دستگاه کاملاً شارژ شده است.

### 🚫 توجه:

می توانید از دستگاه در جلوی سینک، زیر دوش یا در وان حمام استفاده کنید.

۲ فیش کوچک را در سوکت پایه شارژ قرار دهید (۱)، آداپتور را در پریز وصل کنید (۲)، سرپوش حفاظتی را برداشته و دستگاه را در پایه شارژ قرار دهید (شکل ۲).

۳ چراغ شارژ هنگامی که دستگاه در حال شارژ باشد شروع به چشمک زدن خواهد کرد. هنگامی که باتری کاملاً شارژ شده باشد، چراغ شارژ بطور ممتد و به رنگ سفید روشن باقی خواهد ماند (شکل ۳).

### ۴, ۱, ۱ نشانگر ضعیف بودن باتری

- هنگامی که باتری تقریباً خالی باشد، چراغ شارژ کهربایی رنگ به مدت ۱۵ ثانیه چشمک خواهد زد. باتری حاوی انرژی کافی برای انجام یک درمان می باشد (شکل ۴).

---

## ۴ آماده ساختن دستگاه برای استفاده

---

### ۴,۱ شارژ کردن دستگاه

شارژ کردن دستگاه حدود ۶ ساعت بطول می انجامد. دستگاه کاملاً شارژ شده برای زمانی تا حدود ۳۰ دقیقه بدون وصل کردن به برق کار می کند.

**۱** مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

- این دستگاه با مقررات ایمنی بین المللی تایید شده IEC مطابقت داشته و می توان از آن با ایمنی کامل در حمام یا زیردوش استفاده کرد و آن را زیر شیر آب تمیز کرد.
- دستگاه مجهز به انتخابگر ولتاژ اتوماتیک می باشد و برای ولتاژهای محدوده ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت مناسب می باشد.

---

### ۳,۵ میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تشعشعات میدانهای الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

### ۳,۳ احتیاط

- این دستگاه برای تمیز کردن پوست صورت که روی گونه ها، پیشانی و چانه (شامل منطقه بین چشمها، گوشها و مناطق بین بینی و لب بالا بجز مناطق دور چشم هم می شود)، ناحیه گردن و دکولته طراحی شده است. از دستگاه برای موارد دیگر استفاده نکنید.
- از دستگاه بیش از دو بار در روز استفاده نکنید.
- به دلایل بهداشتی، توصیه می کنیم دستگاه را به صورت مشترک با افراد دیگر استفاده نکنید.
- دستگاه را با آبی که گرم تر از درجه حرارت دوش باشد تمیز نکنید (حداکثر ۴۰ درجه سانتی گراد/۱۰۴ درجه فارنهایت).
- دستگاه یا هیچ کدام از قطعات آن را در ماشین ظرف شویی نشویید.
- دستگاه را در درجه حرارتی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد شارژ و استفاده کنید.
- از دستگاه روی پوست ترک خورده، زخمهای باز یا هنامی که بیماری یا ناراحتی پوستی مانند آکنه شدید، آفتاب سوختگی، عفونت پوستی و غیره دارید استفاده نکنید.

- از دستگاه در صورتی که داروهای حاوی استروئید مصرف می کنید، استفاده نکنید.
- از دستگاه با تمیز کننده های دست ساز یا تمیز کننده هایی که حاوی مواد شیمیایی قوی یا ذرات زبر می باشند استفاده نکنید.
- اگر پوست حساس دارید، حالت ۱ را برای چند بار اول استفاده از دستگاه انتخاب کنید. اگر با واکنش پوستی مواجه نشدید می توانید از دستگاه در حالت ۲ استفاده کنید.

### ۳,۴ نکات عمومی

- لطفا دقت کنید که وضعیت پوست در سرتاسر سال تفاوت می کند. پوست صورت در فصل زمستان ممکن است خشکتر گردد. در این حالت می توانید زمان یا تعداد دفعات درمان را با توجه به نیاز پوست خود تغییر دهید.
- تمیز کردن منظم دستگاه باعث عملکرد مطلوب و طولانی تر شدن عمر دستگاه می شود.

## ۳ مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را در محلی برای مراجعات آینده نگهداری کنید.

### ۳,۱ خطر

• آداپتور را خشک نگاه دارید.

### ۳,۲ هشدار

- فقط از دستگاه با آداپتور ارائه شده استفاده کنید.
- از دستگاه، ملحقات یا آداپتور در صورتی آسیب دیده بودن یا خراب بودن استفاده نکنید تا از بروز جراحت جلوگیری بعمل آورید.

- در صورت صدمه دیدن آداپتور، جهت اجتناب از خطر همیشه آن را با یک نوع اصلی تعویض کنید.
- آداپتور دارای یک ترانسفورماتور است. آداپتور را برای تعویض آن با دو شاخه قطع نکنید چون این کار موقعیت خطرناک به وجود می آورد. حداقل هر سه ماه یکبار دستگاه را شارژ کنید تا طول عمر باتری را حفظ کنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی که دارای مشکلات بدنی، حسی یا ذهنی (کودکان را هم شامل می شود) یا افرادی فاقد تجربه، دانش کافی می باشند طراحی نشده است، مگر این افراد تحت نظارت فردی مسئول قرار داشته یا استفاده از دستگاه را از این افراد فرا گیرند.
- کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه اسباب بازی **نیست**. دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- مواد حاوی فلز را در سوکت فیش دستگاه فرو نکنید تا اتصال کوتاه ایجاد نگردد.

## ۲ شرح کلی (شکل ۱)

- 1 دستگیره
- 2 چراغ شارژ و نشانگر ضعیف بودن باتری
- 3 نشانگر سرعت
  - سرعت ۱: تمیز کردن نرم
  - سرعت ۲: تمیز کردن عمیق
  - دستگاه را خاموش کنید
- 4 دکمه روشن/خاموش
- 5 پین اتصال
- 6 پینهای شارژ
- 7 لبه ضد لغزش
- 8 سربرس VisaPure Essential شما با یک یا دو نوع از سرهای برس زیرارائه می شود:

- سربرس عادی
- سربرس حساس
- سربرس تمیز
- سربرس پوست برداری
- سربرس تمیز کردن عمیق خلل و فرج

9 پایه شارژ

10 سوکت دستگاه

11 سوراخ تخلیه

12 سرپوش حفاظتی

13 فیش کوچک

14 آداپتور

15 کیسه مسافرتی (فقط مدل‌های خاص)

سرهای برس به نوع VisaPure Essential خریداری شده بستگی دارد.

## ۱ مقدمه

از شما بخاطر خرید Philips VisaPure Essential تشکر می کنیم. قبل از شروع امیدواریم دستگاه خود را در ثبت کنید تا از پشتیبانی ویژه محصول و پیشنهاداتی که مخصوصی برای شما طراحی شده است استفاده و لذت ببرید.

VisaPure Essential چیست و چگونه به پوست شما کمک می کند؟ تمیز کردن بخش مهمی از برنامه روزانه مراقبت از پوست می باشد اما روشهای سنتی همیشه پوست شما را آنطور که باید تمیز و درخشان نمی کنند. به همین دلیل است که ما VisaPure Essential که جدیدترین روش ما برای تمیز کردن صورت است را طراحی کرده ایم. تمیز کردن دستی را فراموش کنید. با VisaPure Essential می توانید پوست خود را هر روز به سرعت و بسادگی تمیز کرده و از پوستی تمیز و براق خود لذت ببرید.

VisaPure Essential با گردش نرم و حرکات لرزشی پوست را عمیقا تمیز کرده و ناخالصیها و مواد آرایشی را از میان برده و پوست را نرم و تازه می کند. دستگاه VisaPure Essential که مکمل برنامه های روزانه مراقبت از پوست می باشد را می توانید با تمیز کننده کنونی خود مورد استفاده قرار دهید. این دستگاه همچنین به استفاده از محصولات تمیز کردن پوست مانند مرطوب کننده دلخواهتان، پس از تمیز کردن کمک می کند تا این محصولات بهتر جذب شوند. تاثیر تمیز کردن را فوراً حس خواهید کرد و پوست شما نرم تر، روشن تر خواهد شد. VisaPure Essential همراه با یک برس برای پوست عادی ارائه می شود. برسهای اضافه برای انواع مختلف پوست و کاربردهای متفاوت را می توانید جداگانه خریداری کنید. آماده شروع کار هستید؟ از VisaPure Essential روزی دوبار استفاده کرده تا پوستی تمیز، نرم داشته و روشنایی طبیعی پوست شما نشان داده شود. امیدواریم شما و پوست شما از استفاده از VisaPure Essential لذت ببرید.

## فهرست مطالب

45	۶	تمیز کردن و نگهداری	55	۱	مقدمه
44	۷	نگهداری	54	۲	شرح کلی
43	۸	تعویض	53	۳	مهم
43	۹	محیط زیست	51	۴	آماده کردن دستگاه برای استفاده
42	۱۰	ضمانت و پشتیبانی	50	۵	استفاده از مانیتور کودک
42	۱۱	عیب یابی			

المشكلة	الحل
إنني لا أعرف ما إذا كان الجهاز مناسبًا للاستخدام على بشرتي.	لا تستخدم الجهاز على بشرة جافة أو مشققة أو الجروح المفتوحة أو عندما تعاني من أمراض جلدية أو تهيج البشرة مثل الحروق الشمسية والطفح الجلدي الشديد والعدوى التي تصيب البشرة وغيرها، ولا تستخدم الجهاز في حالة تعاطي أدوية بها مادة الستيرويد.
الجهاز لا يشحن.	تأكد من أن المقبس الذي تم به توصيل الجهاز به كهرباء ويعمل. تحقق مما إذا كانت درجة الفولتية الموضحة على الجهاز متوافقة مع فولتية التيار الكهربائي المحلي. تحقق مما إذا كانت مسامير التلامس الموجودة على الجهاز متلامسة مع نقاط التلامس في الحامل بصورة سليمة. إذا كنت تستخدم مقببًا في الحمام، قد تحتاج إلى تشغيل مصباح الإضاءة لتشغيل المقبس. إذا كان المصباح الموجود على الجهاز لا يزال غير مضيء أو استمر الجهاز في عدم الشحن، توجه به إلى موزع شركة Philips أو أقرب مركز صيانة تابع لشركة Philips.
الجهاز لا يعمل.	تأكد من الضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل بصورة سليمة. اشحن الجهاز تبعًا للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. تأكد مما إذا كان هناك عطل في الكهرباء ومما إذا كان مقبس الحائط به كهرباء أم لا. تأكد مما إذا كان مصباح الشحن الموجود على الجهاز يضيء للتأكد من أنه يتم شحن الجهاز. إذا لم يضيء هذا المصباح أو إذا كان الجهاز لا يزال لا يعمل، توجه به إلى موزع شركة Philips أو أقرب مركز صيانة تابع لشركة Philips.

---

## ١٠ الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

---

## ١١ اكتشاف المشكلات وحلها

يلخص هذا الفصل المشكلات العامة التي يمكن أن تواجهك مع استخدام الجهاز. وإذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، يُرجى زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) للحصول على قائمة بالأسئلة الشائعة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

## ٨ الاستبدال

### ٨,١ استبدال رأس الفرشاة

تتسبب الفتائل البالية المتراكمة في تهيج البشرة، ومن ثم يجب استبدال رأس الفرشاة كل ٣ أشهر أو قبل ذلك إذا تعرضت الفتائل للتلف أو سوء الحالة.

تتوفر قطع غيار لرؤوس الفرشاة وأنواع إضافية لرؤوس الفرشاة في موقعنا الإلكتروني [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) أو في المتجر الذي قمت منه بشراء أجهزة التجميل Philips. إذا واجهتك أي صعوبات في الحصول على قطع غيار لرؤوس الفرشاة، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips في بلدك. يمكنك الحصول على بيانات الاتصال الخاصة به من كتيب الضمان العالمي. ويمكنك أيضًا زيارة الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## ٩ الحفاظ على البيئة

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. فأنت تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.

### ملاحظة:

تفادي وضع غطاء الحماية على رأس الفرشاة إذا كانت رأس الفرشاة لا تزال رطبة.

٢ افصل دوماً حامل الشحن من المهائى قبل تنظيفه (شكل ١١).

٣ يمكن تنظيف حامل الشحن بقطعة قماش رطبة. جفف حامل الشحن قبل توصيله بالمهائى (شكل ١٢).

## ٧ التخزين

- قم بتخزين الجهاز مع تركيب رأس الفرشاة في حامل الشحن (شكل ١٣).
- بالنسبة للسفر: ضع غطاء الحماية على رأس الفرشاة الجافة لحماية فتائل رأس الفرشاة عند اصطحاب الجهاز معك (شكل ١٤).

## ٦ التنظيف والصيانة

لا تستخدم سلك تنظيف الصحن أو مواد التنظيف الكاشطة أو أي سوائل قوية مثل المشتقات البترولية أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.

### ٦,١ تنظيف الجهاز ورأس الفرشاة

قم بتنظيف الجهاز ورأس الفرشاة بالكامل بالمياه بعد كل استخدام لضمان أداء مثالي.  
تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل البدء في تنظيفه.

١ اشطف المقبض ورأس الفرشاة تحت مياه الصنبور الدافئة (٤٠ درجة مئوية/ ١٠٤ درجة فهرنهايت كحد أقصى) (شكل ٩).

- ٢ نظف الجزء الخلفي من رأس الفرشاة ومسمار التوصيل بالجهاز تحت مياه الصنبور مرة في الأسبوع على الأقل (شكل ١٠).  
٣ جفف هذه الأجزاء بمنشفة.

### ٦,٢ تنظيف المهائئ وحامل الشحن

#### ⚡ تحذير:

- حافظ على جفاف المهائئ دائمًا. لا تشطفه أبدًا تحت الصنبور ولا تغمره في الماء.  
١ تأكد من فصل المهائئ من الكهرباء عند تنظيفه. وما عليك سوى مسحه بقطعة قماش جافة.

- ٢ رطب رأس الفرشاة بالماء أو منظف سائل أو ضع المنظف مباشرة على البشرة قبل استخدام الجهاز. لا تستخدم الجهاز مع رأس فرشاة جافة لأن ذلك يؤدي إلى تهيج البشرة.
- ٣ ضع رأس الفرشاة على بشرتك.
- ٤ اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة واحدة لتشغيل الجهاز. يبدأ تشغيل الجهاز على السرعة ١. اضغط مرتين للحصول على السرعة ٢. اضغط ثلاث مرات لإيقاف تشغيل الجهاز أو انتظر حتى يتوقف تلقائيًا (شكل ٧).

- ٥ حرك رأس الفرشاة برفق في أنحاء بشرتك مع عمل حركات دائرية. لا تضغط على رأس الفرشاة بشدة على البشرة للتأكد من ارتياحك بالتنظيف (شكل ٨).
- ٦ بعد ٢٠ ثانية، يتوقف الجهاز مؤقتًا لفترة قصيرة للسماح لك بمعرفة ضرورة التحرك إلى منطقة أخرى. لا تفرط في التنظيف ولا تقم بتنظيف أية منطقة لمدة أطول من ٢٠ ثانية.

بين الأنف والشفة العلوية والمنطقة بين العين والأذن. يمكن كذلك تقسيم العنق والجزء السفلي من العنق إلى ثلاث مناطق (شكل ٥).

### ⊖ ملاحظة:

لا تستخدم الجهاز على منطقة البشرة الحساسة حول العين.

### ٥,٢,٣ مؤقت منطقة البشرة

يعمل الجهاز عند تشغيله لمدة ثلاث فترات قدرها ٢٠ ثانية. توجد بين هذه الفترات فترة إيقاف مؤقت قصيرة للإشارة إلى ضرورة تحريك رأس الفرشاة إلى منطقة أخرى بالبشرة.

### ٥,٢,٤ إيقاف تشغيل تلقائي

يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد دقيقة لمنع فرط التنظيف.

### ٥,٢,٥ إجراءات التنظيف

#### ⊖ ملاحظة:

يمكن استخدام الجهاز مرتين في اليوم.

- 1 ادفع رأس الفرشاة في مسمار التوصيل حتى تستقر في مكانها مع سماع صوت طقطقة (شكل ٦).

## ٥,٢ تنظيف الوجه يوميًا باستخدام VisaPure Essential

### ٥,٢,١ إعدادات السرعة

- يمكن الاختيار بين إعدادين للسرعة مختلفين تبعًا لذوقك الشخصي.
- يستخدم إعداد السرعة ١ "التنظيف البسيط" للحصول على مستوى معتدل ومرطب للتنظيف.
- يستخدم إعداد السرعة ٢ "تنظيف عميق" للحصول على مستوى مريح ومكثف في التنظيف.

### ٥,٢,٢ مناطق البشرة

- يمكن تقسيم الوجه إلى ثلاث مناطق هي: الخد الأيمن والخد الأيسر والمنطقة على شكل حرف تي. تشمل منطقة الخدين الذقن والمنطقة

- للاستخدام الأسبوعي
- للحصول على النتائج المثالية، استبدل الفرشاة كل ستة أشهر

### ٥,١,٥ رأس فرشاة التنظيف العميق للمسام

- فرشاة التنظيف العميق للمسام تساعد في تقليل الرؤوس السوداء وهي مصممة بقصد الحد من ظهور المسام
- لجميع أنواع البشرة
- للاستخدام اليومي
- للحصول على النتائج المثالية، استبدل الفرشاة كل ثلاثة أشهر

تتوقف أنواع رؤوس الفرشاة المرفقة على نوع VisaPure Essential الذي قمت بشرائه.

- لبشرة حساسة
- للاستخدام اليومي
- للحصول على النتائج المثالية، استبدل الفرشاة كل ثلاثة أشهر

### ٥,١,١ رأس الفرشاة العادية

- ١٧٠٠٠ شعيرات ناعمة للتنظيف العميق للبشرة
- لجميع أنواع البشرة
- للاستخدام اليومي
- للحصول على النتائج المثالية، استبدل الفرشاة كل ثلاثة أشهر

### ٥,١,٣ رأس الفرشاة شديدة الحساسية

- أنعم الشعيرات من Philips لتنظيف فائق الرقة
- لبشرة شديدة الحساسية
- للاستخدام اليومي
- للحصول على النتائج المثالية، استبدل الفرشاة كل ثلاثة أشهر

### ٥,١,٢ رأس الفرشاة الحساسة

- شعيرات فائقة النعومة لتنظيف رقيق أكثر فعالية

### ٥,١,٤ رأس فرشاة التقشير

- شعيرات ثنائية الطبقات لإزالة خلايا البشرة الميتة
- لجميع أنواع البشرة

---

## ٥ استخدام الجهاز

تأكد من شحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.

### ⓘ ملاحظة:

يمكن استخدام الجهاز أمام حوض الوجه أو تحت الدش أو في حوض الاستحمام.

---

## ٥,١ رؤوس الفرشاة

يأتي مع VisaPure Essential واحدة أو أكثر من رؤوس الفرشاة الواردة أدناه. يمكن استخدام رأس الفرشاة المناسبة لبشرتك على النحو الأمثل.

٣ مصباح الشحن يومض باللون الأبيض للإشارة إلى أنه جاري شحن الجهاز. عندما تكون البطاريات مكتملة الشحن، يضيء مصباح الشحن باللون الأبيض باستمرار (شكل ٣).

## ٤,١,١ مؤشر البطارية ضعيفة

• عندما توشك البطارية على التفريغ، يومض مصباح الشحن باللون البرتقالي لمدة ١٥ ثانية. لا تزال البطارية تحتوي على طاقة تكفي لجلسة تنظيف كاملة (شكل ٤).

لشحن الجهاز، اتبع الخطوات المشروحة في القسم "شحن الجهاز" الموجود أعلاه.

## ٤ التجهيز للاستخدام

### ٤,١ شحن الجهاز

يستغرق شحن الجهاز نحو ٦ ساعات.  
يوفر الجهاز المشحون بالكامل وقت تشغيل على البطارية لغاية ٣٠ دقيقة.

١ تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.

٢ أدخل القابس الصغير في المقبس بحامل الشحن (١)، وضع

المهايئ في مقبس الحائط (٢)، وأزل غطاء الحماية وضع الجهاز في

حامل الشحن (٢).

- الانتظام في تنظيف الجهاز يضمن الحصول على نتائج مثالية وإطالة عمر الجهاز الافتراضي.
- الجهاز يتوافق مع ضوابط IEC للسلامة المعتمدة دوليًا، ومن ثم يمكن استخدامه على نحو آمن في الحمام أو تحت الدش وتنظيفه تحت مياه الصنبور.
- الجهاز مزود بمحدد تلقائي للفولتية ملائم لفولتية تيار المأخذ الرئيسي التي تتراوح بين ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت.

### ٣,٥ المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

يتطابق هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

### ٣,٣ تنبيه

- تم تطوير وتصميم هذا الجهاز بقصد تنظيف بشرة الوجه في أجزاء الخدين والجبهة والذقن (بما في ذلك المنطقة بين العين والأذن والمنطقة بين الأنف والشفاه العلوية باستثناء المنطقة حول العين) وعلى العنق والجزء السفلي من العنق. فلا تستخدم الجهاز في أي غرض آخر.
- لا تستخدم الجهاز أكثر من مرتين في اليوم.
- حرصًا على صحتك، ننصح بعدم استخدام الجهاز من قبل أشخاص آخرين معك.
- لا تنظف الجهاز بماء يزيد مستوى درجة حرارته عن مستوى درجة حرارة الدش (٤٠ درجة مئوية/١٠٤ درجة فهرنهايت الحد الأقصى).
- لا تضع الجهاز أو أي جزء منه في غسالة الصحون.
- يجب شحن واستخدام وتخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين ١٠ درجات (٥٠ فهرنهايت) و٤٠ درجة (١٠٤ فهرنهايت) مئوية.

- لا تستخدم الجهاز على بشرة مشققة أو جروح مفتوحة أو عندما تعاني من أمراض جلدية أو تهيجات البشرة مثل الحروق الشمسية والطفح الجلدي الشديد والعدوى التي تصيب البشرة.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تعاطي أدوية بها مادة الاسترويد.
- لا تستخدم الجهاز مع المنظفات التي تحضرها بنفسك أو منظفات تحتوي على مواد كيميائية حادة أو جزيئات خشنة.
- إذا كانت بشرتك حساسة، اختر الإعداد ١ في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز. إذا لم تتعرض لأي تفاعلات في البشرة، يمكن الشروع في استخدام الجهاز على الإعداد ٢.

### ٣,٤ عام

- يرجى التنويه إلى أن حالة البشرة تتغير على مدار العام. تتعرض بشرة الوجه إلى الجفاف في فصل الشتاء، ففي هذه الحالة، يمكن تقليل وقت أو عدد مرات استخدام الجهاز تبعًا لاحتياجات بشرتك.

## ٣ هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

### ٣,١ خطر

• حافظ على جفاف المهائى.

### ٣,٢ تحذير

- استخدم الجهاز مع المهائى المرفق مع الجهاز فقط.
- لا تستخدم الجهاز أو ملحق أو مهائى إذا وجد بها أي تلف أو كسر حتى لا تتعرض للإصابة.

- إذا تعرض المهائى للتلف، يجب استبداله دومًا بقطع أصلية لتفادي وقوع الخطر.
- يحتوي المهائى على محول بداخله. لا تقص سلك المهائى لتبديله بقابس آخر، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للمخاطر.
- اشحن الجهاز بالكامل كل ٣ أشهر على الأقل للمحافظة على العمر الافتراضي للبطارية.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوي الإعاقات الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يحصلوا على الإشراف والتوجيه فيما يتعلق باستعمال هذا الجهاز من الشخص المسئول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- هذا الجهاز ليس لعبة. احتفظ بالجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا يجب إدخال أي مواد محتوية على معادن في المقبس المخصص لقابس الجهاز حتى لا يحدث قصر في الدارة الكهربائية.

## ٢ الوصف العام (شكل ١)

- 1 المقبض
- 2 مصباح الشحن ومؤشر انخفاض مستوى البطارية
- 3 مؤشر السرعة
  - السرعة ١: تنظيف خفيف
  - السرعة ٢: تنظيف عميق
  - إيقاف التشغيل
- 4 زر التشغيل/الإيقاف
- 5 مسمار التوصيل
- 6 مسامير الشحن
- 7 نتوء مقاوم للانقلاب
- 8 رأس الفرشاة. يأتي مع VisaPure Essential واحدة أو أكثر من رؤوس الفرشاة التالية:

- رأس الفرشاة العادية
- رأس الفرشاة الحساسة
- رأس الفرشاة شديدة الحساسية
- رأس فرشاة التقشير
- رأس فرشاة التنظيف العميق للمسام

- 9 حامل الشحن
  - 10 مقبس الجهاز
  - 11 فتحة تصريف
  - 12 غطاء الحماية
  - 13 القابس الصغير
  - 14 المهايئ
  - 15 حقيبة السفر (طرز معينة فقط)
- تتوقف أنواع رؤوس الفرشاة المرفقة على نوع VisaPure Essential الذي قمت بشرائه.

# ١ مقدمة

نشكرك على اختيارك لشراء VisaPure Essential من Philips. قبل البدء في الاستخدام، نطلب منك تسجيل منتجك على العنوان [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) حتى يمكنك الاستفادة من الدعم والعروض المخصصة الخاصة بالمنتج والمصممة خصيصًا لك. فلنتعرف على ماهية VisaPure Essential وكيف يساعد بشرتك. يجب العلم بأن تنظيف البشرة هو مكون ضروري من الأساليب المعتادة يوميًا للعناية بالبشرة، إنما الأساليب التقليدية لا تترك البشرة دومًا نظيفة ومشرقة بنفس القدر اللازم. ولهذا السبب قمنا باستحداث VisaPure Essential الذي يعد الأسلوب الحديث المثير لتنظيف الوجه. وداعًا لأسلوب التنظيف اليدوي، فمن خلال VisaPure Essential يمكنك التمتع ببشرة نظيفة ومشرقة يوميًا بسهولة وبسرعة. تجدر الإشارة إلى أن VisaPure Essential يجمع بين تقنيات حركات التدوير والاهتزاز الرقيقة للتنظيف







من العمق وإزالة الشوائب والمكياج حتى تصبح البشرة ناعمة ونضرة. إن VisaPure Essential مصمم لتعزيز أسلوب العناية الحالي الذي تتبعه حيث يمكنك استخدامه مع المنظف الحالي. علاوة على ذلك، فإنه يساعد منتجات العناية بالبشرة التي تستخدم بعد التنظيف مثل المرطبات المفضلة لديك حتى يتم امتصاصها بشكل أفضل. سوف تلاحظ مفعول التنظيف على الفور حيث تشعر ببشرة أنعم وأكثر إشراقًا. يأتي VisaPure Essential جاهزًا للاستخدام مع رأس فرشاة للبشرة العادية. متوفر رؤوس فرشاة إضافية لمختلف أنواع البشرة والأغراض بصورة منفصلة. جاهز لبدء الاستخدام؟ استخدم VisaPure Essential مرتين في اليوم للتمتع ببشرة ناعمة ونظيفة وإظهار الإشراق الطبيعي. إننا نتمنى أن تستمتع أنت وبشرتك باستخدام VisaPure Essential.

## جدول المحتويات

61	التنظيف والصيانة	٦	71	مقدمة	١
60	التخزين	٧	70	الوصف العام	٢
59	الاستبدال	٨	69	هام	٣
59	الحفاظ على البيئة	٩	67	التجهيز للاستخدام	٤
58	الضمان والدعم	١٠	66	استخدام الجهاز	٥
58	اكتشاف المشكلات وحلها	١١			









© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 4203.000.7479.3 07/2014

