





Register your product and get support at  
在以下网站注册并获得支持  
[www.philips.com.cn/welcome](http://www.philips.com.cn/welcome)



© 2016 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利

3140 035 42662



EN User manual

ZH-CN 用户手册

PHILIPS






**EN** Apply preferred serum, cream or gel to your cleansed face, or moisten the probe with your skincare products before using.

**CN** 洗完脸后请擦上您喜爱的精华液、乳霜或保养凝露，或将保养品抹到皮肤仪按摩头上，再开始使用。

### Quick Treatment / 快速导入


**EN** 3 min per day when time limited

**CN** 每天三分钟省时保养



**EN** Start from the corner of your mouth and move toward your ear, and glide the probe from chin to the lower part of your cheekbone. Repeat each step 2-3 times with each motion lasting for 5 sec.

**CN** 从嘴角开始，移向您的耳朵，然后再将探头从下巴滑至颊骨下部。重复每个步骤 2 至 3 次，每次移动持续 5 秒钟。




**EN** Make circular movements on your forehead from left temple to the right. Repeat it 2-3 times.

**CN** 在额头上从左太阳穴至右太阳穴以打圈方式移动探头。重复此过程 2 至 3 次。

### Emphasized Treatment / 局部强化导入


**EN** 7 min for the concerned areas

**CN** 在重点需要保养部位使用 7 分钟左右




**EN** Glide the probe over your chin by following upward directions. Repeat steps 3 times. Each motion should last for 5 sec.

**CN** 自下而上在下巴部位滑动探头。重复上述步骤 3 次。每次移动应持续 5 秒钟。




**EN** Move the probe with upward directions around your cheekbone. Repeat this step 2-3 times with each lasting for 5 sec.

**CN** 从嘴角以及鼻翼处向上滑动探头至颊骨周围眼部以下。重复此步骤 2 至 3 次，每次持续 5 秒钟。



**EN** Put the probe above your brow, and then glide to your hairline. Repeat this step 2-3 times with each motion lasting for 5 sec.

**CN** 将探头置于眉毛上方，然后向上滑至发际线。重复此步骤 2 至 3 次，每次移动持续 5 秒钟。



**EN** Massage your skin with palms when finished, preferably using an upward direction.

**CN** 结束后请用手掌以向上的方向轻柔按摩皮肤。

SC2800

ENGLISH 1  
简体中文 12

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!  
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com.cn/welcome](http://www.philips.com.cn/welcome).

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

### Danger

- Keep the adapter dry. Never immerse the handle into water.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).
- Never throw the appliance into fire.

### Warning

- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance, the attachment or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.

- This appliance is not intended for use by persons younger than 12 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is NOT a toy. Keep the appliance out of the reach of children younger than 12 years old.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not insert metal-containing material into the socket of the appliance plug to avoid short circuiting.
- Women who are pregnant or lactating are not recommended to use this appliance.

### **Caution**

- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Do not use the appliance if you are taking steroid based medication.
- Do not use this appliance if your skin is still recovering from a cosmetic procedure,

### 3 ENGLISH

such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.

#### **General**

- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer life of the appliance.
- Do not use when sleeping or drowsy.

#### **Contraindications and other warnings**

- Do not apply this device directly to your ear as this may cause temporary hearing loss.
- Do not use this device if you have any ear problems (Swimmer's ear, ear infection, any anomaly).
- Do not use the appliance on chapped skin, open wounds, or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc.
- Do not use this device if you have a pacemaker, implanted device, or have a metal prosthesis.
- Do not use the appliance on the sensitive skin area around the eyes, as it is thin and delicate.
- Do not use the appliance on any mucosal area (e.g. inside nose, mouth, genital area) as it may cause local irritation.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



## Introduction

Do you often feel that skincare products can not penetrate well into the skin and stay on the surface? After using loads of creams, lotions, serums everyday, it still does not give you the ideal benefits as you want.

The new Philips VisaBoost Absorption Booster Device introduces a unique innovative ultrasound technology working together with vibrating massage which encourages better absorption of skincare products in the deep layer of the skin.

The technology has been especially designed to help skincare products be better absorbed into the deep layer of skin, where they can achieve maximum effect for the appearance of healthy, moist, dewy skin today and tomorrow.


The ultrasound waves instantly dissolve skincare products into micro-molecules which are more easily transported into your skin's epidermis. It can stimulate your skin's metabolism and encourages natural cell renewal process. Combined with vibration, it gently massages the skin and stimulates micro-circulation, which further boosts absorption of skincare products and delivers a healthy glow continuously.

The device is innovated to complement your current skincare routine. It is recommended to use after applying a serum, lotion or cream. Before application, please clean and gently dry your face until it is completely dry; during application, please apply your regular skincare products on the probe and also your face as step instruction, in order to better absorb skincare essence. Once you start to use the VisaBoost, you may notice an immediate improvement in your skin's appearance. After long-term usage, your skin becomes more healthy and radiant.

We hope you and your skin will enjoy using this VisaBoost Absorption Booster Device. For maximum results, we recommend to complement your regular facial treatment routine by using the VisaPure Cleansing device and VisaCare Firming device.

## General description

- ① Probe
- ② Power-on indicator
- ③ Power on/off button
- ④ Charging indicator
- ⑤ Charging stand
- ⑥ Appliance socket
- ⑦ Charging pins
- ⑧ Handle
- ⑨ Protective cap





### Auto Shut-off

The appliance will automatically shut off after 10 minutes of continuous use.



## Preparing for use

### Charging the appliance



**Note:** Make sure the appliance is fully charged before you use it for the first time.

Charging the appliance takes less than 2.5 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 20 minutes.

- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the small plug in the socket of the charging stand, and put the adapter in the socket.
- 3** Put the appliance in the charging stand.

▶ The charging indicator will light up when charging. When the battery is fully charged, the indicator goes out.

**Note:** You can use the appliance before the battery is fully charged, but its performance and operating time will not be optimal in this case.

### Cleansing your face



- 1** Cleanse your face with a suitable facial cleanser. Make sure all dirt and makeup are removed.
- 2** Rinse your face and pat it dry gently with a clean towel.

## Using the appliance


We suggest to use this appliance three times per week for best results.

### Notes:

- Do not put the dry probe on your face when the appliance is on, as it may irritate your skin.
- Make sure to take off the protection cap before applying serum, gel or cream onto the probe.




- 1** Moisten the probe with one or two drops of your usual serum, cream or gel. Evenly distribute the drops with the help of your fingertips.



- 2** Apply a few drops of your serum, cream or gel around your face as shown, and gently tap it into your skin with the help of your fingertips.

*Tips:*

- For optimal results, do not use oil based skincare products.




- 3** Press the on/off button once to switch on the appliance.



- 4** Put the probe on your face. Make sure it is fully contacting your face. Gently move the appliance from your chin all the way up to your ears. This motion should take about 5 seconds. To emphasize the result, repeat this step 2-3 times on each side of your cheek. (Refer to “Quick Treatment” and “Emphasized Treatment” in inner leaflet)

- *Tip: To treat the areas where full skin contact is hard to achieve, such as the corner on either side of your nose, you can try different ways of holding the appliance for instance, vertical and horizontal ways, or with the help of the other hand to stretch and hold the skin to be treated. You can apply this method to your chin and forehead areas.*




## Notes:

- Do not treat any zone longer than 3 minutes (Refer to the zone separation ① ② ③ as shown).
- It is normal for the probe to feel warmer during use due to continuous vibration.



- 5 To treat your forehead, make overlapping circular movements with either inwards or outwards directions.

## After use:



- 1 Press the on/off button to turn off the appliance. The appliance is equipped with an auto-shutoff function, it will be shut off automatically after ten minutes of continuous use.
- 2 Tap extra serum or gel on your face with your fingertips. Alternatively use your palms to gently lift both sides of your cheek two to three times.



## Cleaning and maintenance

### Cleaning the appliance

## Notes:

- Make sure the appliance is switched off before you start cleaning.
- Make sure the adapter is unplugged when you clean it. Only wipe the adapter with a dry cloth.
- Always detach the charging stand from the adapter before you clean it.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol or acetone to clean the appliance.
- Clean the appliance and the probe thoroughly after each use to ensure optimum performance.

## 9 ENGLISH



- The probe and front end of the appliance is waterproof and can be rinsed under tap water, but never rinse the whole appliance under water.
- Make sure all parts are dry before you reconnect to the adapter.

- 1** Rinse only the probe under a lukewarm tap. You can also use a mild facial cleanser to clean the probe.
- 2** Wipe these parts with a clean and dry towel.
  - *Tip: For easy cleaning, you can also use a damp cloth to remove residue from the probe.*

### Storage


- 1** Store the appliance with the protective cap in a dry and dust free place. You can also keep the packaging for future storage.
- 2** Ensure the protective cap is in place to protect the appliance from damage when storing or traveling.

### Discard the rechargeable battery


#### Warning:

- Do not attempt to replace the rechargeable battery.
- Do not reconnect the appliance to the mains cord after you have removed the rechargeable battery.


Remove the rechargeable battery before discarding the appliance to help preserve the environment.




- 1** Remove the appliance from the charging stand, switch on the appliance and let it operate until it switches off automatically. Repeat this action until the rechargeable battery is empty.
- 2** Loosen and release the screw and detach the bottom part off the appliance.



- 3** Insert a small flathead screwdriver between the golden color ring and the appliance. Pry loose the top part off the appliance.



- 4** Carefully pull the top part with the battery holder out of the housing.



- 5** Remove the rechargeable battery from the battery holder, and dispose of it at an official collection point for batteries.

## Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com.cn/support](http://www.philips.com.cn/support) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com.cn/support](http://www.philips.com.cn/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
The appliance does not charge.	<p>Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check whether the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check whether contact pins on the appliance are in proper contact with the contact points in the stand.</p> <p>When the indicator on the appliance still does not light up or when the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.</p>
The appliance does not work anymore.	Make sure that you have pressed the on/off button properly. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Verify whether there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Centre.

## Specifications

### Adapter

Model name: HNA120050C

Input: AC 100-240V~ 50/60Hz 0.2AMAX

Output: 12.0V = 0.5A

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！  
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，  
请在[www.philips.com.cn/welcome](http://www.philips.com.cn/welcome)上注册您的产品。

### 注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

#### 危险

- 保持适配器干燥。请勿将手柄浸入水中。
- 请勿在潮湿环境中（如装满水的浴缸、开着的淋浴器或装满水的游泳池附近）为本产品充电。
- 请勿将本产品丢入火中。

#### 警告

- 本产品只能与随附的电源适配器搭配使用。
- 如果本产品、附件或适配器出现损坏或毁坏，请勿继续使用，以免受伤。
- 如果适配器已损坏，请务必用原装适配器更换，以免发生危险。
- 切勿切断适配器插头而用另一种插头代替，否则将导致危险情况。
- 至少每 3 个月为产品进行一次完全充电，以保持电池寿命。
- 本产品不适合由 12 岁以下儿童、肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用，除非有负责他们安全的人对其使用本产品进行监督或指导。

### 13 简体中文

- 本产品不是玩具。应将产品置于 12 周岁以下儿童触及不到的地方。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 请勿将含金属的材料插入产品插头的插孔，以免发生短路。
- 建议妊娠或哺乳期的妇女不要使用本产品。

#### 注意

- 请勿将本产品用于本手册说明以外的任何其它用途。
- 请在 5° C / 40° F 和 35° C / 95° F 之间的温度下充电、使用和存放本产品。
- 如果您正在服用类固醇类药物，请勿使用该产品。
- 如果肌肤仍处于外观修整过程（如在过去 2 周内进行过化学或机械去角质、激光磨皮、点阵激光护理、电波拉皮护理或任何其他填充塑型护理）的恢复期，请勿使用本产品。

#### 一般建议

- 定期清洁本产品可确保更佳的效果和更长的产品使用寿命。
- 请勿在睡觉或困倦时使用。

#### 禁忌及其他警告

- 请勿将本设备直接靠近耳朵，否则可能会造成暂时性听力受损。
- 如果您患有任何耳疾（游泳性耳炎、耳部感染及任何异常状况），请勿使用本产品。



- 如果出现肌肤皴裂、有裂开的伤口、皮肤病或严重粉刺、晒伤、皮肤感染等问题时，请勿使用本产品。
- 如果您使用心脏起搏器、植入装置或金属假体，请勿使用本产品。
- 请勿在双眼周围敏感皮肤区域使用本产品，因为那里的肌肤极为细嫩。
- 请勿在粘膜区域（例如，鼻子、口腔、生殖部位内）使用本产品，否则可能会造成局部性刺激。

## 电磁场 (EMF)

---

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

## 环保

---

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。



## 简介

每天都使用很多的护肤品却不能达到您想要的效果，总感觉护肤精华不能渗透至肌肤内部，浮在表层，不能被肌肤全面吸收。

全新飞利浦VisaBoost超音波美肤滋养仪，采用先进的双重精华导入科技，结合高端的超音波技术，和微振按摩同时作用，帮助肌肤更好的吸收护肤品的营养成分，从内而外获得更佳的护肤效果，让您的肌肤时刻展现健康水润光彩。


超音波可迅速将护肤用品分解为更易于输送到表层肌肤的小分子，更利于肌肤吸收。它可以加速皮肤的新陈代谢，促进肌肤细胞的自然更新。结合每秒300次的微振，它可以轻柔地按摩肌肤并刺激微循环，这将进一步增强护肤品的吸收并持续带来健康的光泽。

飞利浦 VisaBoost 超音波美肤滋养仪专为强化护肤品的吸收，保持肌肤水润而设计。使用前，请清洁您的面部肌肤；使用时，请配合使用常用护肤品，让您的肌肤可以更好的吸收润肤霜或精华素。开始使用 VisaBoost 时，您就会注意到皮肤看上去有所改善。长期使用后，您的肌肤会变得更健康、更有光泽。

我们希望您和您的肌肤都会喜欢上飞利浦 VisaBoost 超音波美肤滋养仪。为了获得更佳效果，我们建议使用飞利浦 VisaPure 净颜焕采洁肤仪和飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪来完善您的常规面部护理。

## 一般说明

- ① 探头
- ② 通电指示灯
- ③ 开/关按钮
- ④ 充电指示灯
- ⑤ 充电座
- ⑥ 产品插槽
- ⑦ 充电端子
- ⑧ 手柄
- ⑨ 保护盖



## 自动关闭功能

该设备将在持续使用 10 分钟后自动关闭。



## 使用前准备

### 为产品充电

注意：首次使用前，确保产品已充满电。

充电完成需要的时间少于2.5小时。  
充满电的产品在不连接电源的情况下可使用 20 分钟。


- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入充电座插孔，然后将适配器插入电源插座。



- 3 将产品置于充电座中。
  - ▶ 充电时充电指示灯将亮起。电池充满电后，指示灯会熄灭。

注意：您可以在电池未充满电时使用本产品。但是将无法获得理想的性能和工作时间。

## 清洁您的面部



- 1** 使用洁面乳清洁您的面部。确保洗净所有的污垢和彩妆。
- 2** 冲洗面部，用干净的毛巾轻轻擦干。

## 使用本产品


建议每周使用本产品三次。

注意：

- 请勿在本产品接通电源时将干燥的探头置于面部，这样做会刺激您的皮肤。
- 请务必先取下保护盖。将精华，面霜，乳液，或啫喱等您需要使用的护肤品涂抹到探头上。




- 1** 用适量精华，面霜，乳液，啫喱等您即将使用的护肤品润湿探头。用手指尖将上述液滴分布均匀。
- 2** 如图所示，在额头，脸颊，下巴也涂抹一些您将要使用的护肤品，并用指尖轻拍帮助肌肤吸收。




提示：

- 为了获得更好的效果，请勿使用油状液体护肤品。




**3** 按一下开/关按钮打开产品。



**4** 将探头放在脸上。确保其完全接触您的面部。轻轻地将产品从您的下巴一直向上移动至您的耳根处。此移动需要大约 5 秒钟。为了强化效果，请在每侧面颊重复此步骤 2 至 3 次。（请参阅内部手册中的“快速导入”和“局部强化导入”）


- 提示：对探头难以完全触及的区域进行导入（如鼻子两侧的角度），您可以尝试使用不同的方法持握本产品，例如垂直和水平握持，或借助另一只手的帮助来伸展和固定待护理的皮肤。您可以将此方法应用于下巴和前额区域。

**注意：**

- 请勿护理任何区域超过 **3 分钟**（请参阅如图所示的 ① ② ③ 区域划分）。
- 由于持续振动，感觉探头发热是正常的现象。



- 5** 要护理您的前额，请按照向内或向外的方向做重叠的画圈运动。

**使用后：**

- 1** 按下开/关按钮关闭产品电源。  
本产品配备自动关闭功能，将在持续使用 **10 分钟**后自动关闭。
- 2** 用您的指尖轻拍面部帮助吸收多余的护肤品。或者用您的手掌轻轻提拉两侧面颊 **2 至 3 次**。


## 清洁和保养

### 清洁产品


注意：

- 开始清洁之前，确保产品电源已关闭。
- 清洁适配器时，请确保将其从电源中拔出。仅用干布擦拭适配器。
- 清洁前，请确保从电源适配器拔下充电座。
- 不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如酒精或丙酮）来清洁产品。
- 每次使用后，彻底清洁产品和探头，以确保性能。
- 探头和产品前端是防水的，可在水龙头下冲洗。切勿将整个产品浸泡在水中。
- 重新连接到适配器之前，确保所有部件都已干燥。





- 1 请在温热的水龙头下仅冲洗探头。您还可以使用温和的洁面乳清洁探头。



- 2 请使用干净的干毛巾擦拭这些部件。
  - 提示：为方便清洗，您还可以使用湿布擦掉探头上的残留物。

## 存储


- 1 请将装好保护罩的产品存放在干燥无尘的地方。您还可以保留包装以备将来存储时使用。
- 2 请确保保护罩已安装到位，以便在存储或旅行时保护产品不受损坏。

## 丢弃充电电池

### 警告：


- 请勿尝试更换充电电池。
- 取出充电电池后，请勿再重新连接本产品与电源线。

先取下充电电池，然后丢弃本产品，以帮助保护环境。




**1** 从充电座上取下产品，打开产品，然后让其工作至自动关闭。重复此动作直至充电电池的电量用尽。


**2** 松开并释放底座螺丝，然后将底部部件从产品上卸下。



**3** 将平头小螺丝刀插到金色环和产品之间。将顶部部件从设备上撬松。



**4** 小心地将包含电池舱的顶部部件从外壳中拉出。



**5** 将充电电池从电池舱中取出，然后在指定的电池回收点弃置。

## 保修与服务

如果需要服务或信息，或有任何问题，请访问飞利浦网站：

[www.philips.com.cn/support](http://www.philips.com.cn/support)，或联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。可在全球保修卡中找到联系电话号码。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

## 故障种类和处理方法

本章归纳了您在使用产品时最常遇到的问题。如果您无法通过下面的信息解决问题，请访问

[www.philips.com.cn/support](http://www.philips.com.cn/support) 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。

### 问题

我不知道本产品是否适合我的皮肤。

### 解决方法

如果皮肤出现干燥皴裂、伤口、皮肤病或严重粉刺、晒伤、皮肤感染等问题时，请勿使用本产品。如果您正在服用类固醇类固醇药物，请勿使用本产品。

**问题****解决方法**

产品不能充电。

请确保产品所连接的插座通电。检查产品上标注的电压是否与当地的电源电压相符。检查产品上的触针是否与充电座上的触点正确接触。

如果产品上的指示灯仍没有亮起或产品仍无法充电，请将产品送往您的飞利浦经销商处或最近的飞利浦服务中心。

产品无法工作。

确保您已正确按下开 / 关按钮。根据用户手册中的说明为产品充电。检查是否存在电源故障，电源插座供电是否正常。检查产品的充电指示灯已亮起以确保产品正在充电。如果指示灯没有亮起或产品仍无法工作，请将产品送往您的飞利浦经销商处或最近的飞利浦服务中心。

**电源适配器****规格**

型号名称：HNA120050C

输入电源：约 100-240 伏，

50/60 赫兹，最大 0.2 安

输出电源：12.0 伏，= 0.5 安

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
充电器	0	0	0	0	0	X
充电底座	X	0	0	0	0	0
蜂鸣器	X	0	0	0	0	0
电路板	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

# PHILIPS

产品 : 飞利浦超音波美肤滋养仪  
型号 : SC2800  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定电流 : 0.2 A  
生产日期 : 请见产品本体  
产地 : 中国广东东莞



飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市天目西路 218 号 1602-1605  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标  
GB4706.1-2005,GB4706.15-2008 制造

保留备用

出版日期: 2016-09-08