


PHILIPS


VISACARE

HOME
MICRODERMABRASION

SKIN RESURFACING
TREATMENT







ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	16
ČEŠTINA	27
HRVATSKI	36
MAGYAR	45
LIETUVIŠKAI	55
LATVIEŠU	64
EESTI	73

Table of contents

Introduction	6
How Philips Microdermabrasion technology works	6
General description	7
Important	7
Charging	9
Preparing for use	10
Using the appliance	10
Cleaning and maintenance	12
Storage	12
Replacement	13
Ordering accessories	13
Environment	13
Guarantee and support	13
Troubleshooting	13

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one treatment or a few treatments. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks.

You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After treatment, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips Microdermabrasion technology works

- Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.
- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother; with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after treatment.
 - 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

General description (Fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliation ring
 - 3 Microdermabrasion treatment tip
 - 4 On/off button
 - 5 Charging light and 'battery low' indication
 - 6 Handle
 - 7 Air outlet
 - 8 Charging stand
 - 9 'Normal' tip for regular treatment
 - 10 'Sensitive' tip for mild treatment
 - 11 Adapter
 - 12 Small plug
- Pouch (not shown)
Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazardous situation.
- The adapter contains a transformer: Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the appliance if the treatment tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the treatment tip before use. When in doubt, replace the treatment tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause skin irritation.
- Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the appliance and your skin.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.

VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake a negative skin reaction can appear. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of use of VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when applying it to the VisaCare treated skin. When starting treatment, or restarting after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the treatment.

Contraindications and other warnings

This appliance has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this appliance is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this appliance. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the appliance.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each treatment it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the appliance.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you interrupt the treatment one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)


This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Charging


Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 30 minutes.


- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.




- 3** Put the appliance in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.





- ▶ When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 30 minutes. After 30 minutes, the light goes out.

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance.

The battery still contains enough energy for a complete 5-minute treatment. When the battery is completely empty, the appliance switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly. It is advised to charge the appliance immediately after use.

Preparing for use

Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it for the first time.

Preparation

Always clean and gently dry your face until it is completely dry.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

Application tips

VisaCare comes with two different treatment tips:

- 'Normal' tip for regular treatment.
- 'Sensitive' tip for mild treatment.


We advise you to use the 'Sensitive' treatment tip during the first treatments to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the 'Sensitive' tip, you can try the 'Normal' treatment tip. See chapter 'troubleshooting' for normal and adverse skin reactions.

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the appliance.

Using the appliance

Note: Use the appliance twice a week. Using the appliance more often may cause skin irritation.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.
- 2 When you use the appliance for the first time, test the treatment tip on your forearm before you use it on your face. Make a pass with the appliance and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.





Note: Always visually check the treatment tip before use to see if it is damaged. A damaged treatment tip scratches your skin. If the treatment tip is damaged, replace it.

Note: Do not use the appliance without the treatment tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.

- 3** Put the treatment tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the treatment tip and the area to be treated. However, do not press the treatment tip hard onto the skin's surface.
- 4** Gently move the treatment tip in straight lines. Start on the chin, and then move to the cheeks, forehead and nose. Make sure you treat all areas.

Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Do not treat the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate.

When you treat fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger towards the temple.

Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.

- 5** Depending on the condition of your skin, start to treat each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes or start to use the normal treatment tip. When you use the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 passes. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes.

- 6** When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete treatment takes approximately 5 minutes.


Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.


If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), examine the treatment tip carefully. If the tip is damaged, replace it.
Do not use a damaged treatment tip, as this may cause scratches.

After treatment


After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.




Cleaning and maintenance



- 1 Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.



- 2 Remove the treatment tip from the appliance.



- 3 Clean the treatment tip under the tap with hot water and some washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry.



- 4 Clean the handle with a damp cloth.
- 5 Place the dry treatment tip back onto the appliance.
- 6 Wipe the charging stand with a damp cloth.

Danger: Always keep the adapter and the charging stand dry. Never rinse them under the tap or immerse them in water.

Clean the treatment tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the treatment tip.

Storage

Store the appliance with the treatment tip attached in the charging stand or pouch.

Note: Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.

Replacement

A worn and abrasive structure could lead to skin irritation. therefore the treatment tip should be replaced every 6 months or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged. Replacement tips are available on our website. The treatment tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the treatment tip.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Please read section 'Contraindications and other warnings' in chapter 'Important' to check if the appliance is suitable for your skin.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work anymore.	Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the appliance still does not work, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work when it is charging.	This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute treatment.
I don't get optimal results when I use the appliance on wet skin.	Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on dry skin.
My skin is reacting to treatment with the appliance.	This treatment may lead to mild redness directly after the treatment. You may experience a warm, tingly sensation during the treatment. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your face or treated the same area too many times. Try to exert less pressure onto the appliance during the next treatment or treat the area fewer times. In rare cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care Centre in case you experience a side effect which is not mentioned above.

Problem	Solution
It is difficult to slide the appliance over my skin/I do not feel the suction/ the effect seems to be less than after previous treatments.	Check if the filter is clogged. Clean the treatment tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the appliance when the treatment tip is taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Centre.
I have trouble keeping the suction on my forehead.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the treatment tip with the forehead for good skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.
I do not know when to start using the 'Normal' treatment tip.	As soon as you do not experience side effects from using the 'Sensitive' treatment tip, you may try the 'Normal' treatment tip. Please note that the first time you use a new treatment tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.

Съдържание

Въведение	16
Как работи технологията Philips Microdermabrasion	17
Общо описание	17
Важно	17
Зареждане	20
Подготовка за употреба	21
Използване на уреда	21
Почистване и поддръжка	23
Съхранение	23
Резервни части	24
Поръчване на аксесоари	24
Околна среда	24
Гаранция и поддръжка	24
Отстраняване на неизправности	24

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес **www.philips.bg/welcome**. Какво е VisaCare и как може да помогне на вашата кожа? Възрастта, липсата на сън, емоционалният стрес и околната среда може да вземат своя дял върху кожата ви. Когато започнете да забелязвате първите признаци на стареене на кожата и тя видимо вече не се възстановява толкова бързо, това означава, че тя изисква допълнителни грижи и внимание. Затова ние разработихме VisaCare, нашият вълнуващ нов подход за борба с първите признаци на стареене – за млада кожа днес и за в бъдеще. В зависимост от кожата ви може да усетите ефекта незабавно, като например по-гладка и ободрена кожа, след едно или няколко третириания. Ефектите като здравина на кожата и по-равен цвят може да се очакват в срок от 4–6 седмици.

Можете да използвате VisaCare в удобството на собствения ви дом, за да се насладите на по-гладка, по-здрава и по-ободрена кожа. VisaCare се предлага със система за двойно действие, която ексфолира и масажира едновременно. Тази система е по-ефективна и контролирана от ексфолиране на кожата само с ръце. Уредът е създаден, за да подобри вашето ежедневие, така че използвайте VisaCare след почистване на кожата и преди прилагане на подхранваща маска, дневен или нощен крем. След третирането кожата ви е подготвена за по-добро усвояване на маската или крема. Готови ли сте да започнете? Използвайте VisaCare у дома два пъти седмично, за да се насладите на истински и видими резултати.

Как работи технологията Philips Microdermabrasion

Philips VisaCare предлага системата DualAction Air Lift & Exfoliation, която масажира и ексфолира едновременно. Това стимулира процеса на подновяване на повърхността на кожата за по-здрава, по-гладка и видимо прекрасна кожа.

- 1 Ексфолиращият връх подновява и разкрива кожа, която е по-гладка, с по-нежна тъкан и по-здрава чрез стимулиране на естествения процес на обновяване на клетките. Той нежно отстранява грубите и люспести райони, за да усъвършенства кожата и да я подготви кожата за по-добро усвояване на любимия ви крем след третирането.
- 2 Системата Air Lift System™ създава нежно и стимулиращо действие, което стимулира кръвообращението при отстраняването на мъртвите кожни клетки и ободрява кожата ви.

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Филтър
 - 2 Ексфолиращ пръстен
 - 3 Връх за третиране Microdermabrasion
 - 4 Бутон за вкл./изкл.
 - 5 Индикатор за зареждане и индикатор "изтощена батерия"
 - 6 Дръжка
 - 7 Изходяща въздушна струя
 - 8 Зарядна поставка
 - 9 "Стандартен" връх за редовно третиране
 - 10 "Чувствителен" връх за нежно третиране
 - 11 Адаптер
 - 12 Малък жак
- Чантичка (не е показана)
Четка за почистване (не е показана)

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Пазете адаптера сух.
- Не зареждайте този уред във влажна среда (напр. близо до пълна вана, течащ душ или в близост до пылен плувен басейн).

Предупреждение

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Използвайте уреда само в съчетание с приложения към него адаптер.

- Не използвайте уреда или адаптера, ако са повредени или счупени, за да избегнете нараняване.
- Ако адаптерът е повреден, винаги го заменяйте само с оригинален такъв с оглед предотвратяване на злополуки.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това е опасно.
- Не използвайте уреда, ако върхът за третиране е счупен, напукан, повреден или замърсен. Винаги проверявайте върха за третиране преди употреба. При съмнение сменете върха за третиране.
- Не поставяйте материали, съдържащи метал, в гнездото за малкия жак, за да избегнете късо съединение.
- Този уред съдържа магнит. Дръжте магнитите далеч от сърдечни пейсмейкъри. Лицата с пейсмейкъри или други имплантирани устройства в тялото не трябва да стоят в непосредствена близост до магнити. Специализирано медицинско становище трябва да се потърси, преди такива лица да боравят с магнити или да са в контакт с тях.

Внимание

- Не използвайте уреда за цели, различни от масажирание и внимателно отстраняване на горния слой мъртви клетки на кожата за ускоряване на възстановяването на нормалната кожа.
- Не използвайте уреда повече от два пъти седмично, тъй като това може да доведе до възпаление на кожата.
- Не използвайте уреда в съчетание с кремове за търкане или с химически или механични средства за пилинг – това може да доведе до повреда на уреда и кожата ви.
- Зареждайте, използвайте и съхранявайте уреда при температура от 5 °C/40 °F до 35 °C/95 °F.
- Зареждайте напълно уреда поне веднъж на всеки 3 месеца, за да се поддържа животът на батерията.

VisaCare подобрява усвояването на вашите кремове и лицеви маски. Поради това засилено усвояване може да се появи отрицателна реакция на кожата. Препоръчително е да не сменяте кремове по време на първите 2-4 седмици от използването на VisaCare. Когато започнете да използвате нов крем след този период, първо тествайте крема на малка област. Не продължавайте да използвате крема, ако има негативна кожна реакция при прилагането върху кожа, третирана с VisaCare. Когато започнете третиране или повторно третиране след преустановяване в продължение на повече от 2 седмици, започнете отново с чувствителния връх. Това ще позволи на кожата ви да свикне отново с третирането.

Противопоказания и други предупреждения

Този уред е разработен за борба с първите признаци на стареене на лицето. Тъй като епидермалният слой на кожата става по-тънък с течение на годините поради външни и вътрешни фактори, загрубалата кожа и признаци на фотостареене стават по-забележими. Фокусът на този уред е кожата на лицето (с изключение на зоната под и над очите).

Не използвайте този уред:

- Ако имате кожни инфекции, отворени рани, обриви, изгаряния, слънчеви изгаряния, възпаления, екзема, псориазис, розацея, активни инфекции като херпес или активно акне в зоните, които предстоят да бъдат третирани.
- Ако имате големи бенки, татуировки, невус петна, постоянен грим или каквото и да е възпаление на кожата в зоните, които предстоят да бъдат третирани.
- Ако кожата ви все още се възстановява от козметични процедури, като например химически или механичен пилинг, аблативни лазери, фракционирано лазерно лечение, или третиране чрез мезотерапия или всякакво друго третиране с дермални импланти през последните две седмици.
- Ако приемате лекарство, което може да повлияе върху кожата ви, като стероиди или лекарство против акне (Accutane, Isotretinoin или Roaccutane). Консултирайте се с вашия лекар.
- Ако имате брадавици, не се опитвайте да ги изтривате с този уред. Това може да разпространи брадавиците.
- Ако имате белези, консултирайте се с вашия лекар с дерматолог, преди да започнете да използвате уреда.
- В комбинация с друга система за домашни грижи за кожата, съдържаща активна съставка за пилинг.

Общи съвети

- След всяко третиране се препоръчва да използвате слънцезащитен фактор (SPF) 30 или по-висок върху третираните области в продължение на минимум 3 дни.
- Ако имате значително увреждане на кожата (включително, но не ограничено до, меланома, базално-клетъчна карцинома, акинтична кератоза, мелазма, системният лупус еритематозус, порфирия, коагулационни и колагенни аномалии, като например келоидни рани, прекомерни образувания от белези или история на лошо заздравяване на рани), консултирайте се с лекар, преди да започнете да използвате уреда.
- Ако планирате да се наслаждавате на слънцето (напр. на лятна ваканция), ви препоръчваме да прекратите третирането една седмица преди ваканцията в продължение на продължителното ви излагане на слънце.

Електромагнитни излъчвания (EMF)




Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Зареждане

Зареждане на уреда


Зареждането на уреда отнема около 8 часа. Напълно зареденият уред може да работи без кабел в продължение на до 30 минути.

- 1** Уверете се, че уредът е изключен.
- 2** Поставете малкия жак в гнездото на зарядната поставка и включете адаптера в мрежов контакт.



- 3** Сложете уреда в зарядната поставка.

- Индикаторът за зареждане мига в бяло, за да покаже, че уредът се зарежда.



- Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за зареждане свети постоянно в бяло в продължение на 30 минути. След 30 минути индикаторът угасва.

Забележка: Можете да използвате уреда, преди батерията да е напълно заредена. Но в този случай неговите производителност и време на работа няма да са оптимални.

Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е почти изтощена, индикаторът за зареждане мига в кехлибарено за 4 секунди по време на употреба и след като сте изключили уреда. Батерията все още съдържа достатъчно енергия за цялостно 5-минутно третиране. Когато батерията е напълно изтощена, уредът се изключва автоматично и индикаторът за зареждане мига в кехлибарено много бързо. Препоръчва се зареждане на уреда незабавно след употреба.

Подготовка за употреба

Уверете се, че сте зареждали уреда в продължение на 8 часа, преди да го използвате за първи път.

Подготовка

Винаги почиствайте и нежно изсушавайте лицето си, докато не е напълно сухо.

Забележка: Уредът е предназначен само за употреба в суха среда. Не го използвайте върху мокро лице или в душа или ваната.

Съвети за прилагане

VisaCare се предоставя с два различни върха за третиране:

- "Стандартен" връх за редовно третиране.
- "Чувствителен" връх за нежно третиране.

Препоръчваме ви да използвате "чувствителния" връх за третиране по време на първите третираня, за да проверите как реагира кожата ви. Ако кожата реагира добре на "чувствителния" връх, можете да пробвате "нормалния" връх за третиране. Вижте глава "Отстраняване на неизправности" за нормални и нежелани кожни реакции.

Забележка: Използвайте QR кода на предния капак или следвайте връзката, за да гледате видео онлайн относно инструкции за правилната употреба на уреда.

Използване на уреда


Забележка: Използвайте уреда два пъти седмично. Използването на уреда по-често може да причини възпаление на кожата.

- 1** Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите уреда.
- 2** Когато използвате уреда за първи път, тествайте върха за третиране на ръката си, между китката и лакътя, преди да го използвате на лицето. Третирайте с уреда и изчакайте около един час. Ако възможната кожна реакция намалее, можете безопасно да използвате върха на лицето.

Забележка: Винаги проверявайте визуално върха за третиране преди употреба, за да проверите дали не е повреден. Повреденият връх за третиране издрасква кожата ви. Ако върхът за третиране е повреден, заменете го.

Забележка: Не използвайте уреда без върха за третиране, тъй като това не е в полза на кожата ви и може да причини нежелани кожни реакции.

- 3** Поставете върха за третиране на лицето по такъв начин, че да усетите засмукване. Уверете се, че върхът за третиране винаги има пълен контакт с кожата върху зоната за третиране. Въпреки това не натискайте силно върха за третиране върху повърхността на кожата.
- 4** Внимателно движете върха за третиране в права линия. Започнете с брадичката, след което преминете към бузите, челото и носа. Уверете се, че сте третирали всички области.



Съвет: Използвайте другата си ръка, за да опънете и задържите кожата и придвижете уреда далече от ръката. Това улеснява постигането на правилно засмукване, особено при слепоочия и бузи.

Не премествайте уреда над големи бенки, татуировки, невус петна или постоянен грим.

Не третирайте кожата под или над очите, тъй като тя е тънка и деликатна. Когато третирате фини линии отстрани на очите, поставете пръст от другата страна в ъгъла на клепача и движете уреда далеч от палеца към слепоочието.

Забележка: Не задържайте върха за третиране на едно място, когато сте го поставили върху кожата.

- 5** В зависимост от състоянието на кожата ви започнете да третирате всяка зона 2-4 пъти. Когато кожата ви свикне с третирането, увеличете до 4-6 минавания или започнете да използвате нормалния връх за третиране. Когато използвате нормалния връх за третиране, започнете да третирате всяка област с 3-4 минавания. Когато кожата ви свикне с третирането, увеличете до 4-6 минавания.

- 6** Когато сте третирали всички области, натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите уреда. Цялостното третиране отнема около 5 минути.


В зависимост от типа на вашата кожа може да усетите топло и щипещо усещане и кожата ви може леко да се зачерви. Това е само временен ефект, който трябва да намалее в рамките 5-10 минути.

Съвет: В области, където пълният контакт с кожата е по-трудно постижим, като на челото, пробвайте различни начини за държане на уреда. Пробвайте с вертикални и хоризонтални движения, за да намерите най-добрия начин да установите добър контакт с кожата. Може също така да държите ръката си неподвижна и да местите главата вместо това.


Ако подозирате повреда в уреда (като например след изпускане или удар), прегледайте внимателно върха за третиране. Ако върхът е повреден, го заменете. Не използвайте повреден връх за третиране, тъй като това може да причини драскотини.

След третиране

След третиране приложете подхранваща маска, дневен или нощен крем и се уверете, че използвате защита срещу слънцето, когато излизате навън. Не използвайте друг метод на механичен или химически пилинг в продължение на 3 дни. Не се подлагайте на електролиза, лицева кола маска или използвайте депилаторни средства в рамките на 3 дни, след като сте използвали уреда. Може да използвате грим непосредствено след третирането.




Почистване и поддръжка




Не потапяйте уреда във вода. Не използвайте химикали за почистване на уреда. Никога не използвайте стържещи материали, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон, за почистване на уреда.

- 1 Проверете дали уредът е изключен, преди да започнете да го почиствате.



- 2 Свалете върха за третиране от уреда.



- 3 Почистете върха за третиране с течаща гореща вода и малко течен препарат за миене. Ако експлозиращият пръстен е замърсен, накснете върха в топла вода с препарат за миене за 5-10 минути. Може да използвате четка, за да го почистите. Уверете се, че почиствате филтъра с върха за третиране от горе надолу, за да изплакнете замърсяванията, останали във филтъра. Подсушете върха за третиране с непускаща власинки кърпа или го оставете да изсъхне.



- 4 Почистете дръжката с влажна кърпа.
- 5 Поставете сухия връх за третиране обратно на уреда.
- 6 Избършете зарядната поставка с влажна кърпа.

Опасност: Винаги пазете адаптера и зарядната поставка сухи. Никога не ги мийте с течаща вода и не ги потапяйте във вода.

Почиствайте върха за третиране след всяка употреба от хигиенни съображения и за да предотвратите задръстване на филтъра. Използвайте само течен препарат за миене или алкохолен разтвор (макс. 70%) за почистване на върха за третиране.

Съхранение

Съхранявайте уреда с прикачения връх за третиране на зарядната поставка или в калъфа.

Забележка: Не съхранявайте мокър връх за третиране на уреда или в калъфа.

Резервни части

Износената и абразивна структура може да доведе до възпаление на кожата. Поради тази причина върхът за третиране трябва да бъде сменян на всеки 6 месеца или по-рано, ако абразивната структура е деформирана или повредена. Резервни върхове се предлагат на нашия уебсайт. Върхът за третиране може да се идентифицира от кода на продукта. Можете да намерите този код от вътрешната страна на върха за третиране.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **www.shop.philips.com/service** или търговец на уреди Philips. Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (потърсете данните за контакт в международната гаранционна карта).

Околна среда



- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазване на околната среда.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете **www.philips.bg/support** или прочетете листовката за международна гаранция.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес **www.philips.bg/support** или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Проблем	Решение
Не зная дали уредът е подходящ за употреба върху моята кожа.	Прочетете раздела “Противопоказания и други предупреждения” в глава “Важно”, за да проверите дали уредът е подходящ за кожата ви.
Уредът не се зарежда.	Уверете се, че в контакта, към който свързвате уреда, има ток. Проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. Проверете дали сте поставили уреда правилно в поставката. Ако използвате контакт в шкаф за баня, може да е необходимо да включите лампата, за да работи и контактът. Ако индикаторът на уреда все още не светва или ако уредът все още не се зарежда, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips.
Уредът престана да работи.	Заредете уреда в съответствие с указанията в това ръководство на потребителя. Проверете дали има прекъсване на захранването и дали в контакта има ток. Проверете дали индикаторът за зареждане на уреда светва, за да се уверите, че уредът се зарежда. Уверете се, че сте натиснали бутона за вкл./изкл. правилно. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips.
Уредът не работи, когато се зарежда.	Това е предпазна мярка. Уредът не е предназначен да работи, когато се зарежда. Оставете уреда да се зарежда в продължение на около 1 час за 5-минутно третиране.
Не мога да постигна оптимални резултати, когато използвам уреда на мокра кожа.	Използвайте уреда само върху суха кожа. Уредът работи оптимално само на суха кожа.
Кожата ми реагира на третирането с уреда.	Това третиране може да доведе до леко зачервяване непосредствено след третирането. Може да усетите топло, щипещо усещане по време на третирането. Тези ефекти обикновено изчезват в рамките на няколко минути и обикновено са приятни като усещане. Възможно е кожата да стане суха или люспеста, да усетите продължително зачервяване или подуване. В този случай може да сте притиснали уреда твърде силно на лицето си или да сте третирали същата област твърде много пъти. Пробвайте да упражните по-слаб натиск върху уреда по време на следващото третиране или третирайте областта по-малко пъти. В редки случаи уредът може да причини натъртване или мазол, драскотина или промяна на пигментацията. Почти всички кожни реакции ще изчезнат в рамките на една седмица, а промяната на пигментацията ще намалее в рамките на няколко седмици или на няколко месеца. За да избегнете възможните странични ефекти, използвайте дневен крем с фактор на защита срещу слънцето или слънцезащитен крем след третирането. Това спомага да избегнете изгаряния. Уредът е тестван и деклариран като безопасен за употреба, когато се използва както е описано в ръководството на потребителя. Определени лекарства или продукти и техните възможни странични ефекти може да повлияят върху отделни лица по различни начини. Тъй като винаги има възможност да възникнат редки или неизвестни по-рано странични ефекти при използването на този уред с който и да е друг продукт, свържете се с Центъра за обслужване на потребители на Philips, в случай че възникне страничен ефект, който не е споменат по-горе.

Проблем	Решение
Трудно е да се плъзга уреда по кожата/Не усещам засмукване/Ефект изглежда по-слаб в сравнение с предишните третиране.	Проверете дали не е задръстен филтърът. Почистете върха за третиране, като го изплакнете с течаща вода. Ако екسفолацият пръстен е замърсен, наиснете го в топла вода с препарат за миене за 5-10 минути. Може да използвате четка за почистване, за да го почистите. Уверете се, че сте почистили филтъра с върха за третиране от горе надолу, за да изплакнете замърсяванията, останали във филтъра. Подсушете върха за третиране с непускаща власинки кърпа или го оставете да изсъхне. Проверете дали можете да усетите засмукване от уреда, когато върхът е премахнат: отстранете върха и след това включете уреда. Когато поставите пръст на отвора, трябва да можете да усетите засмукване. Ако не усещате засмукване, уредът може да е повреден. Свържете се с Центъра за обслужване на потребители на Philips.
Затруднявам се с поддържането на засмукването на челото.	Пробвайте различни начини за държане на уреда, за да намерите подходящия ъгъл на третиране накрайника с челото за добър контакт с кожата. Уверете се, че движите уреда бавно по челото. Може да пробвате да държите ръката си неподвижна и местете главата вместо това.
Не зная кога да започна да използвам "нормалния" връх за третиране.	Веднага след като вече не усещате странични ефекти от използването на "чувствителния" връх за третиране, можете да пробвате "нормалния" връх за третиране. Обърнете внимание, че първия път, когато използвате нов връх за третиране, може да имате по-различна реакция на кожата. Дайте на кожата известно време, за да свикне с новия връх.

Obsah

Úvod	27
Jak funguje mikrodermabrazivní technologie Philips	27
Všeobecný popis	28
Důležitost	28
Nabíjení	30
Příprava k použití	31
Použití přístroje	31
Čištění a údržba	33
Skladování	33
Výměna	34
Objednávání příslušenství	34
Životní prostředí	34
Záruka a podpora	34
Řešení problémů	34

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese **www.philips.com/welcome**.

Co je VisaCare a jak může pomoci vaší pleti? Přibývající léta, nedostatek spánku, stres a vliv životního prostředí se na naší pleti podepisují. Když si začnete všímat prvních známek stárnutí pleti a pokožka už tak rychle neregeneruje, je čas začít pleti věnovat zvýšenou péči a pozornost. Proto jsme vyvinuli přístroj VisaCare, výbornou novinku v boji s prvními příznaky stárnutí, která vám pomůže zachovat si i nadále mladistvý vzhled. Podle typu pleti můžete na vlastní kůži vyzkoušet okamžitý účinek – hladší a svěžší pleť po prvním, případně po několika prvních použití. Další účinky – zpevnění pokožky a rovnoměrnější odstín pleti – je možné očekávat do čtyř až šesti týdnů.

Díky přístroji VisaCare získáte hladší, pevnější a svěžší pokožku v pohodlí domova. VisaCare je vybaven dvojitým systémem, který současně provádí peeling i masáž pokožky. Tento postup je efektivnější a cílenější než peeling prováděný ručně. VisaCare představuje doplněk pravidelné péče. Používá se po vyčištění pleti a před nanesením výživné masky nebo denního či nočního krému. Po použití přístroje je pleť lépe připravena vstřebat masku nebo krém. Máte chuť to vyzkoušet? Používejte VisaCare dvakrát týdně v pohodlí domova a získáte skutečné a viditelné výsledky.

Jak funguje mikrodermabrazivní technologie Philips

Přístroj Philips VisaCare je vybaven dvojitým systémem DualAction Air Lift & Exfoliation, který současně provádí peeling i masáž pleti a stimuluje tak obnovu horních vrstev pokožky. Díky tomu je pleť pevnější, hladší a viditelně zářivá.

- 1 Peelingová hlavice pleti obnovuje a odhaluje. Pokožka je hladší s jemnější strukturou a také pevnější, neboť dochází ke stimulaci přirozeného procesu obnovy buněk. Drsnější a odlišně zbarvená místa jsou jemně vyhlazována; pokožka se zjemňuje a je lépe připravena, aby po ošetření dokázala vstřebat váš oblíbený pleťový krém.
- 2 Systém Air Lift™ poskytuje jemnou stimulující masáž, která podporuje krevní oběh, odstraňuje odumřelé pleťové buňky a osvěžuje pokožku.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Filtr
 - 2 Peelingový kroužek
 - 3 Hlavice pro mikrodermabrazivní péči
 - 4 Vypínač
 - 5 Indikátor nabíjení a slabé baterie
 - 6 Rukojeť
 - 7 Výstup vzduchu
 - 8 Nabíjecí podstavec
 - 9 Základní hlavice pro běžnou péči
 - 10 Citlivá hlavice pro šetrnou péči
 - 11 Adaptér
 - 12 Malá zástrčka
- Pouzdro (nezobrazeno)
Čisticí kartáček (nezobrazeno)

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Adaptér udržujte v suchu.
- Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí (například blízko napuštěné vany či bazénu nebo tekoucí sprchy).

Varování

- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj používat jediné v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj používejte vždy jen s dodaným adaptérem.
- Pokud jsou přístroj nebo adaptér poškozeny či rozbité, nepoužívejte je, aby nedošlo ke zranění.
- Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Pokud je hlavice poškozená, rozbitá nebo znečištěná, přístroj nepoužívejte. Před použitím hlavici vždy zkontrolujte. Pokud máte pochybnosti, raději hlavici vyměňte.
- Nezasouvajte do zásuvky určené pro zástrčku přístroje žádné kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.
- Přístroj obsahuje magnet. Dbejte na to, aby se magnet nedostal do blízkosti kardiostimulátoru. Osoby s implantovaným kardiostimulátorem nebo jiným zařízením by neměly přicházet do blízkosti magnetů. Pokud chce taková osoba magnety používat nebo být s nimi v kontaktu, musí se nejprve poradit s lékařským specialistou.

Upozornění

- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu než k podpoře přirozené obnovy pleti pomocí masáže a šetrného odstraňování odumřelé vrstvy pokožky.
- Nepoužívejte přístroj častěji než dvakrát týdně. Mohlo by dojít k podráždění pokožky.
- Nepoužívejte přístroj v kombinaci s (abrazivními) krémy nebo s mechanickým či chemickým peelingem. Mohlo by dojít k poranění pokožky a k poškození přístroje.
- Přístroj dobíjejte, používejte a skladujte při teplotě od 5 °C do 35 °C.
- Přístroj plně nabíjete nejméně každé 3 měsíce, aby se zachovala životnost baterie.

Přístroj VisaCare usnadňuje vstřebávání krému a pleťové masky. Vzhledem k vyššímu množství vstřebané látky může dojít k podrážděné reakci pokožky; doporučujeme proto v průběhu prvních dvou až čtyř týdnů používání přístroje VisaCare neměnit oblíbený krém. Rozhodnete-li se po uplynutí tohoto ochranného období krém změnit, nejprve nový přípravek vyzkoušejte na malé ploše. Jestliže se po použití na pokožce ošetřené přístrojem VisaCare vyskytne podrážděná reakce, přípravek nepoužívejte. Pokud s péčí teprve začínáte nebo jste přístroj nepoužívali po dobu delší než dva týdny, začněte s citlivou hlavicí. Pokožka si tak na ošetřování lépe navykne.

Kontraindikace a další varování

Tento přístroj je určen ke zmírnění prvních příznaků stárnutí pokožky obličeje. Horní vrstva pokožky (epidermis) se v průběhu let vlivem různých vnějších i vnitřních faktorů ztenčuje a zdrsňelá místa i poškození vlivem slunečního záření jsou více viditelná. Přístroj je určen na péči o pokožku obličeje (kromě oblasti pod a nad očima).

Nepoužívejte přístroj:

- Pokud v ošetřovaných oblastech trpíte kožní chorobou, máte otevřené zranění, vyrážku, popáleniny, spáleniny od slunce, zánět, ekzém, lupénku, trudovinu růžovitou (růžovku), aktivní formu infekce (například pásový opar) nebo otevřené akné.
- Pokud máte v ošetřovaných oblastech velké mateřské znaménko, tetování, oheň (nevus flammeus), permanentní makeup nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud se vaše pleť zotavuje po kosmetickém zákroku provedeném během uplynulých dvou týdnů, například chemickém či mechanickém peelingu, ošetření laserem nebo frakčním laserem nebo mezoterapií či jiným ošetřením výplňovými materiály.
- Pokud užíváte léky, které mají vliv na pokožku, například steroidy nebo přípravky na léčbu akné (Accutane, Isotretinoine nebo Roaccutane). Poradte se se svým lékařem.
- Máte-li bradavice, nesnažte se je pomocí přístroje VisaCare odstraňovat. Mohlo by dojít k jejich rozšíření.
- Jestliže máte v ošetřované oblasti jizvu, před použitím přístroje se poraďte se svým lékařem nebo dermatologem.
- V kombinaci s jiným systémem domácí péče, který obsahuje aktivní peelingovou složku.

Všeobecná upozornění

- Po každém ošetření doporučujeme alespoň tři dny používat opalovací krém s ochranným faktorem (SPF) 30 a více.
- Pokud trpíte závažným kožním onemocněním (například melanomem, karcinomem bazálních buněk, aktinickou keratózou, melasmou, systémovým lupusem erythematodes, porfyrií nebo poruchou srážlivosti či poruchou tvorby kolagenu, například keloidními jizvami, nadměrnou tvorbou jizev nebo špatným hojením ran), před používáním přístroje se poraďte se svým lékařem.
- Pokud plánujete pobyt na slunci (například letní dovolenou), doporučujeme péči týden předem přerušit a po dobu pobytu ji úplně vynechat.



Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.


Nabíjení**Nabíjení přístroje**

Nabíjení přístroje trvá přibližně 8 hodin. Plně nabitý přístroj funguje bez kabelu přibližně 30 minut.


- 1** Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2** Zasuňte malou zástrčku do zásuvky nabíjecího podstavce a zasuňte adaptér do zásuvky.



- 3** Umístěte přístroj na nabíjecí podstavec.



- ▮ Kontrolka nabíjení bliká bíle, což indikuje, že se přístroj nabíjí.



- Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení se bíle rozsvítí a svítí 30 minut. Po 30 minutách kontrolka nabíjení zhasne.

Poznámka: Přístroj můžete používat, i když baterie není plně nabitá. V takovém případě však nemusí být jeho výkon a výdrž optimální.

Indikace „Vybitá baterie“

Když je baterie téměř vybitá, kontrolka nabíjení čtyři vteřiny žlutě bliká – během používání a také po vypnutí přístroje. Baterie má ještě dostatečnou kapacitu na pětiminutové ošetření. Když je baterie vybitá úplně, přístroj se automaticky vypne a nabíjecí kontrolka rychle žlutě bliká. Doporučujeme přístroj nabít ihned po použití.

Příprava k použití

Než přístroj poprvé použijete, nabijte jej plným osmihodinovým cyklem.

Příprava

Pleť jemně vyčistěte a dokonale osušte.

Poznámka: Přístroj je možné používat pouze nasucho. Nepoužívejte jej na mokré pokožce obličeje nebo ve vaně či ve sprše.

Hlavičky

Přístroj VisaCare se dodává se dvěma různými hlavicemi:

- Základní hlavice pro běžnou péči
- Citlivá hlavice pro šetrnou péči

Při prvních ošetřeních doporučujeme používat citlivou hlavici, abyste zjistili, jak vaše pokožka reaguje. Pokud pleť dobře snáší citlivou hlavici, můžete vyzkoušet základní hlavici. Prostudujte si kapitolu Odstraňování problémů, kde jsou uvedeny různé typy reakce pokožky.

Poznámka: Můžete použít kód QR z přední části obalu nebo si zobrazit odkaz a podívat se na video, které ukazuje správné používání přístroje.


Použití přístroje

Poznámka: Přístroj používejte dvakrát týdně. Častější používání může způsobit podráždění pokožky.

- 1 Stisknutím vypínače přístroj zapnete.
- 2 Než přístroj použijete poprvé, vyzkoušejte hlavici nejprve na předloktí. Ošetřete přístrojem část pokožky předloktí a přibližně hodinu vyčkejte. Jestliže případné podráždění zmizí, můžete přístroj bezpečně používat i na obličeji.

Poznámka: Před použitím vždy pohledem zkontrolujte stav hlavičky. Poškozená hlavička by mohla poškrábat pokožku. Je-li hlavička poškozená, vyměňte ji.

Poznámka: Nepoužívejte přístroj bez hlavičky, neboť v takovém stavu vaši pleť neprospívá a mohlo by dojít k podráždění pokožky.





3 Přiložte hlavici k pokožce obličeje, až ucítíte sání. Mezi hlavicí a ošetřovanou oblastí musí být vždy plný kontakt. Netlačte však hlavicí na povrch pokožky.

4 Jemně posouvejte hlavici v rovných tazích. Začněte na bradě a pokračujte na tváře, čelo a nos. Nezapomeňte ošetřit všechny oblasti.

Tip: Pomocí druhé ruky můžete pokožku napnout a přidržet. Přístrojem pak pohybujte směrem od ní. Dosáhnete tak lepšího sání, zejména na spáncích a na tvářích.

Nepoužívejte přístroj na oblastech, kde máte velké mateřské znaménko, tetování, oheň (nevus flammeus) nebo permanentní make-up.

Neošetřujte pokožku pod a nad očima, neboť je jemná a tenká. Když ošetřujete jemné kontury vedle oka, přidržte koutek očního víčka prstem druhé ruky a pohybujte přístrojem od něj směrem ke spánku.

Poznámka: Jakmile hlavicí přiložíte k pokožce, dbejte na to, aby nezůstávala na jednom místě.

5 Podle stavu pokožky začněte se dvěma až čtyřmi tahy přes každou oblast. Až si pleť na péči zvykne, zvýšte počet tahů na čtyři až šest nebo začněte používat základní hlavici. Se základní hlavicí také začněte se třemi až čtyřmi tahy. Až si pokožka na péči zvykne, zvýšte počet tahů na čtyři až šest.

6 Po ošetření všech oblastí přístroj vypněte. Celý proces trvá přibližně pět minut.


Podle typu pokožky se může stát, že ucítíte teplo nebo jemné brnění a kůže může mírně zarudnout. Jedná se pouze o dočasný stav, který by měl během pěti až deseti minut odeznít.

Tip: V oblastech, kde je obtížné dosáhnout plného kontaktu přístroje s pokožkou, například na čele, zkuste přístroj uchopit jiným směrem. Vyzkoušejte svislé a vodorovné pohyby a snažte se nalézt pozici, kde je kontakt s pokožkou nejlepší. Můžete také zkusit držet přístroj na místě a pohybovat hlavou.

Pokud máte podezření, že mohlo dojít k poškození přístroje (například po pádu nebo nárazu), důkladně zkontrolujte hlavici. Je-li hlavice poškozena, vyměňte ji. Poškozenou hlavicí nepoužívejte; mohlo by dojít k poškrábání pokožky.

Po aplikaci


Po ošetření použijte výživnou pleťovou masku nebo denní či noční krém a pokud se chystáte ven, nezapomeňte na ochranu proti slunci. Následující tři dny nepoužívejte žádný mechanický ani chemický peeling. Do tří dnů po použití přístroje se vyhněte elektrolyze, ošetření voskem a depilačním procedurám v oblasti obličeje. Makeup můžete použít ihned po ošetření.




Čištění a údržba

Přístroj neponořujte do vody. K čištění přístroje nepoužívejte žádné chemické prostředky, kovové žinky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní činidla, jako je například benzin nebo aceton.


1 Než začnete přístroj čistit, přesvědčte se, že je vypnutý.



2 Sejměte hlavici z přístroje.



3 Vyčistěte hlavici pod tekoucí horkou vodou pomocí prostředku na mytí nádobí. Je-li peelingový kroužek zanesený, nechte hlavici 5 až 10 minut odmočit v horké vodě s příměsí prostředku na mytí nádobí. K čištění můžete použít kartáček. Nezapomeňte otočit hlavici vzhůru nohama a vypláchnout z filtru veškeré nečistoty. Vysušte hlavici ručníkem bez žmolků nebo ji nechte volně uschnout.



4 Povrch rukojeti vyčistěte navlhčeným hadříkem.

5 Suchou hlavici upevněte zpět na přístroj.

6 Nabíjecí podstavec otřete vlhkým hadříkem.

Nebezpečí: Adaptér a nabíjecí podstavec uchovávejte vždy suchý. Nikdy je neoplachujte vodou ani neukládejte do vody.



Z hygienických důvodů čistěte hlavici po každém použití. Zabráníte tak i zanesení filtru. K čištění hlavice používejte pouze prostředek na mytí nádobí nebo lihový roztok (maximálně 70%).

Skladování

Přístroj skladujte s nasazenou hlavici v nabíjecím podstavci nebo pouzdru.

Poznámka: Vlhkou hlavici nenasazujte na přístroj ani neukládejte do pouzdra.

Výměna

Opotřebený a drsný povrch může způsobit podráždění pokožky. Vyměňte hlavici za novou, když je její povrch deformovaný nebo poškozený, nejpozději však po půl roce používání. Náhradní hlavice jsou k dostání na našich webových stránkách. Každá hlavice je označena kódem výrobku, který je uveden na její vnitřní straně.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu **www.shop.philips.com/service** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).

Životní prostředí



- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Záruka a podpora

Více informací a podpory naleznete na adrese **www.philips.com/support** nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web **www.philips.com/support**, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém

Řešení

Nevím, zda je přístroj vhodný pro moji pleť.

Přečtěte si část Kontraindikace a další varování v kapitole Důležité. Zde zjistíte, zda je přístroj pro vaši pleť vhodný.

Přístroj nelze nabíjet.

Zkontrolujte, zda je příslušná elektrická zásuvka pod proudem. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v místní síti. Zkontrolujte, zda je přístroj správně vložen v podstavci. Pokud používáte zásuvku v koupelně, je někdy potřeba rozsvítit světlo, aby zásuvka fungovala. Pokud se kontrolka na přístroji přesto nerozsvítí nebo se přístroj stále nenabíjí, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Problém	Řešení
Přístroj už nefunguje.	Nabijte přístroj podle pokynů v této uživatelské příručce. Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu a zda je příslušná elektrická zásuvka pod proudem. Zkontrolujte, zda kontrolka nabíjení na přístroji svítí a potvrzuje tak nabíjení. Ujistěte se, zda jste správně stiskli vypínač. Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
Přístroj během nabíjení nefunguje.	Jedná se o bezpečnostní prvek. Funkce přístroje jsou během nabíjení blokovány. Chcete-li přístroj pět minut používat, nabíjejte jej alespoň hodinu.
Když přístroj používán na vlhké pokožce, výsledky nejsou uspokojivé.	Přístroj používejte pouze na suché pokožce. Optimálních výsledků dosáhnete jen na suché pokožce.
Moje pokožka reaguje na ošetření přístrojem nepříznivě.	Důsledkem této péče může být mírné zarudnutí bezprostředně po ošetření. Během ošetření můžete pociťovat teplo a jemné brnění. Tyto účinky obvykle během několika minut odezní a všeobecně jsou vnímány jako příjemné. Může se stát, že budete mít pocit suché nebo šupinaté pokožky a že zarudnutí přetrvá déle nebo se vyskytne otok. Příčinou může být přílišný tlak na přístroj během ošetření nebo příliš dlouhý kontakt přístroje s určitou oblastí. Zkuste při příštím ošetření na přístroj méně tláčit a provádějte menší počet ošetření jednotlivých oblastí. Ve výjimečných případech může přístroj pokožku poškrábat a může dojít ke vzniku puchýře nebo změny pigmentace. Téměř všechny reakce pokožky do týdne vymizí; změna pigmentace vymizí během několika týdnů až měsíců. Možným vedlejším účinkům můžete předcházet, pokud po ošetření použijete krém s ochranným faktorem SPF nebo opalovací krém. Vyhněte se tak spálení od slunce. Přístroj byl testován a bylo u něj potvrzeno bezpečné používání způsobem, který je popsán v této uživatelské příručce. Případné vedlejší účinky léčiv a výrobků se mohou u různých lidí projevovat různě. Vždy existuje možnost, že při používání tohoto přístroje nebo jiného výrobku dojde k výskytu vzácných nebo neznámých vedlejších účinků. Pokud by se stalo, že se setkáte s vedlejšími účinky, které zde nejsou popsány, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
Pohyb přístroje po pokožce je obtížný / necítím sání / výsledný efekt se zdá být menší než u předchozích ošetření.	Zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení filtru. Opláchněte hlavici pod tekoucí vodou. Je-li peelingový kroužek zanesený, nechte hlavici 5 až 10 minut odmočit v horké vodě s příměsí prostředku na mytí nádobí. K čištění můžete použít kartáček. Nezapomeňte otočit hlavici vzhůru nohama a vypláchnout z filtru veškeré nečistoty. Vysušte hlavici ručníkem bez žmolků nebo ji nechte volně uschnout. Zkontrolujte, zda po sejmutí hlavičky cítíte sání; sejměte hlavici a přístroj zapněte. Když položíte prst na otvor, měli byste cítit sání. Jestliže k sání nedochází, může být přístroj pokazený. V takovém případě se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
Při ošetřování oblasti čela je obtížné zachovat sání.	Zkuste přístroj uchopit jiným směrem a nalézt ideální úhel hlavičky, kdy je kontakt s pokožkou čela nejlepší. Pohybujte přístrojem v oblasti čela pomalu. Můžete také zkusit držet přístroj na místě a pohybovat hlavou.
Nevím, kdy začít používat základní hlavici.	Když se u vás při ošetřování citlivou hlavicí přestanou vyskytovat vedlejší účinky, vyzkoušejte základní hlavici. Upozorňujeme, že při prvním použití nové hlavičky může pokožka reagovat odlišně. Dopřejte své pleti čas, aby si na novou hlavici zvykla.

Sadržaj

Uvod	36
Način na koji funkcionira tehnologija mikrodermoabrazije tvrtke Philips	36
Opći opis	37
Važno!	37
Punjenje	39
Priprema za korištenje	40
Korištenje aparata	40
Čišćenje i održavanje	42
Spremanje	42
Zamjena dijelova	43
Naručivanje dodatnog pribora	43
Okoliš	43
Jamstvo i podrška	43
Rješavanje problema	43

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na:

www.philips.com/welcome.

Što je VisaCare i kako može pomoći vašoj koži? Starenje, nedostatak sna, emocionalni stres ili klimatski utjecaji mogu negativno utjecati na vašu kožu. Kada počnete primjećivati prve znakove starenja kože i kada se vaša koža više ne bude mogla brzo oporavljati, to znači da su joj potrebni dodatna njega i pažnja. Zato smo razvili VisaCare, naš uzbudljiv novi način djelovanja na prve znakove starenja koji će vašoj koži pomoći da zadrži mladoliki izgled, danas i ubuduće. Ovisno o koži, možete osjetiti trenutni učinak kao što je glađa i revitalizirana koža nakon jednog ili nekoliko tretmana. Učinci kao što su čvrstoća kože i ujednačeniji ton kože mogu se očekivati u roku od 4 – 6 tjedana.

VisaCare možete koristiti u udobnosti svog doma i uživati u glađoj, čvršćoj i revitaliziranoj koži. VisaCare ima sustav s dvostrukim djelovanjem koji pruža istovremeni piling i masažu. Ovaj je sustav učinkovitiji i bolje kontroliran od uobičajenog ručnog pilinga. VisaCare je dizajniran za poboljšanje trenutne rutine, a koristite ga nakon čišćenja kože i prije nanošenja maske za njegu te dnevne ili noćne kreme. Nakon tretmana vaša koža bit će pripremljena za bolju apsorpciju maske ili kreme. Spremni ste za početak? VisaCare koristite kod kuće dvaput tjedno kako biste uživali u stvarnim i vidljivim rezultatima.

Način na koji funkcionira tehnologija mikrodermoabrazije tvrtke Philips

VisaCare tvrtke Philips ima sustav DualAction Air Lift & Exfoliation koji pruža istovremenu masažu i piling. Time se potiče obnova površinskog sloja kože koja tako postaje čvršća, glađa i vidljivo sjajnija.

- 1 Nastavak za piling obnavlja kožu i ostavlja je glađom, bolje teksture i čvršćom zahvaljujući poticanju procesa prirodne obnove stanica. Nježno izgladuje kožu i uklanja mrtve stanice, čineći kožu podatnijom i spremnom za bolju apsorpciju vaše omiljene kreme nakon tretmana.
- 2 Air Lift System™ pruža nježnu, stimulirajuću masažu koja potiče cirkulaciju krvi, istovremeno uklanjajući mrtve stanice i revitalizirajući kožu.

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Filtriraj
 - 2 Prsten za piling
 - 3 Nastavak za tretman mikrodermoabrazije
 - 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
 - 5 Indikator punjenja i indikator niske razine baterije
 - 6 Drška
 - 7 Izlaz zraka
 - 8 Postolje za punjenje
 - 9 "Obični" nastavak za uobičajeni tretman
 - 10 "Osjetljivi" nastavak za blagi tretman
 - 11 Adapter
 - 12 Mali utikač
- Torbica (nije prikazana)
Četka za čišćenje (nije prikazana)

Važno!

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da adapter uvijek bude suh.
- Nemojte puniti ovaj aparat u vlažnom okruženju (npr: blizu napunjene kade, tuša ili u blizini bazena).

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat ili ga održavati.
- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
- Aparat ili adapter nemojte koristiti ako je oštećen ili slomljen jer biste se u suprotnom mogli ozlijediti.
- Ako je adapter oštećen, obavezno ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli opasne situacije.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Aparat nemojte koristiti ako je nastavak za tretman slomljen, napukao, oštećen ili prljav. Prije uporabe obavezno pregledajte nastavak za tretman. Ako niste sigurni, zamijenite nastavak za tretman.
- Nemojte umetati materijal koji sadrži metal u utičnicu za utikač aparata jer bi u protivnom moglo doći do kratkog spoja.
- Ovaj aparat sadrži magnet. Držite magnete dalje od srčanih stimulatora. Osobe sa srčanim stimulatorima ili drugim uređajima ugrađenima u tijelo ne smiju biti previše blizu magnetima. Prije nego što osoba rukuje magnetima ili dođe u kontakt s njima treba se posavjetovati s liječnikom.

Pažnja

- Aparat koristite isključivo za masažu i nježno uklanjanje mrtvih stanica u gornjem sloju kože radi ubrzanja normalne obnove stanica kože.
- Aparat nemojte koristiti više od dva puta tjedno jer to može uzrokovati nadraženost kože.
- Aparat nemojte koristiti u kombinaciji s kremama za piling ili kemijskim/mehaničkim pilinzima jer to može dovesti do oštećenja aparata i vaše kože.
- Aparat punite, koristite i odlažite na temperaturi između 5 °C / 40 °F i 35 °C / 95 °F.
- Potpuno napunite aparat najmanje svaka 3 mjeseca kako bi se održao vijek trajanja baterije.

VisaCare poboljšava apsorpciju krema i maski za lice. Zbog te poboljšane apsorpcije koža može negativno reagirati. Savjetujemo vam da prva 2 – 4 tjedna uporabe aparata VisaCare ne mijenjate kremu za lice. Kada nakon tog perioda počnete koristiti novu kremu, najprije je testirajte na malom području. Nemojte koristiti kremu ako koža negativno reagira nakon što je nanesete na kožu tretiranu aparatom VisaCare. Prilikom početka tretmana ili ponovnog početka nakon pauze duže od 2 tjedna, koristite osjetljivi nastavak. Na taj način koža će se ponovo naviknuti na tretman.

Kontraindikacije i druge upozorenja

Ovaj aparat razvijen je u svrhu tretiranja prvih znakova starenja lica. Budući da epidermalni sloj kože s godinama postaje sve tanji uslijed vanjskih i unutarnjih čimbenika, grubost kože i znakovi fotooštećenja postaju sve naglašeniji. Ovaj aparat namijenjen je tretiranju kože lica (osim područja ispod i iznad oka).

Ovaj aparat nemojte koristiti:

- Ako imate kožne infekcije, otvorene rane, osip, opekotine, opekotine od sunca, upalu, ekcem, psorijazu, crvenilo lica, aktivne infekcije kao što je herpes ili upaljene akne na područjima koja ćete tretirati.
- Ako imate velike madeže, tetovaže, urođene mrlje, trajnu šminku ili bilo kakvu nadraženost kože na područjima koja ćete tretirati.
- Ako se vaša koža još uvijek oporavlja od kozmetičkog postupka kao što je kemijski ili mehanički piling, laserska abrazija, tretman frakcijskim laserom, mezoterapija ili bilo koji drugi tretman dermalnim filerima koji je izvršen u posljednja dva tjedna.
- Ako uzimate lijekove koji mogu utjecati na kožu kao što su steroidi ili lijekovi protiv akni (Accutane, izotretinoin ili Roaccutane). Posavjetujte se s liječnikom.
- Ako imate virusne bradavice, nemojte ih pokušavati ukloniti ovim aparatom. To bi moglo dovesti do njihovog širenja.
- Ako imate ožiljke, posavjetujte se s liječnikom ili dermatologom prije nego što počnete koristiti aparat.
- U kombinaciji s nekim drugim sustavom za njegu kože koji sadrži aktivan sastojak za piling.

Općeniti savjet

- Nakon svakog tretmana preporučuje se da na tretiranim područjima barem 3 dana koristite zaštitu od sunca (SPF), faktor 30 ili veći.
- Ako imate ozbiljniju bolest kože (bez ograničenja uključujući melanom, karcinom bazalnih stanica, aktiničnu keratozu, melasmu, sistemski eritemski lupus, porfiriju, nepravilnosti u zgrušavanju krvi i nepravilnosti kolagena kao što su keloidni ožiljci, prekomjerno stvaranje ožiljaka ili povijest lošeg zarastanja rana), prije uporabe aparata posavjetujte se s liječnikom.
- Ako planirate uživanje u suncu (npr: tijekom ljetovanja) preporučujemo vam da tretman prekinete tjedan dana prije odmora i da ga ne koristite dok ste izloženi suncu.

Elektromagnetska polja (EMF)


Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Punjenje


Punjenje aparata

Punjenje aparata traje približno 8 sati. Potpuno napunjen aparat može bežično raditi do 30 minuta.


- 1 Provjerite je li aparat isključen.
- 2 Umetnite mali utikač u utičnicu postolja za punjenje, a adapter u zidnu utičnicu.




- 3 Stavite aparat u postolje za punjenje.



- Indikator punjenja bljeska bijelo, što znači da se aparat puni.





- ▶ Kada se baterija potpuno napuni, indikator punjenja svijetli bijelo 30 minuta. Indikator će se isključiti nakon 30 minuta.

Napomena: Aparat možete koristiti prije nego što se baterija potpuno napuni. Međutim, u tom slučaju njegove radne značajke i vrijeme rada neće biti optimalni.

Indikator baterije pri kraju

Kada je baterija gotovo prazna, indikator punjenja bljeska žuto 4 sekunde tijekom uporabe i nakon što isključite aparat. Baterija još uvijek ima dovoljno energije za 5 minuta tretmana. Kada se baterija potpuno isprazni, aparat će se automatski isključiti, a indikator punjenja vrlo će brzo bljeskati žuto. Preporučujemo da aparat punite neposredno nakon uporabe.

Priprema za korištenje

Prije prve uporabe aparat svakako puniti 8 sati.

Priprema

Obavezno operite i nježno obrišite lice tako da bude potpuno suho.

Napomena: Aparat je namijenjen samo za suhu uporabu. Nemojte ga koristiti na mokrom licu ili pod tušem ili u kadi.

Nastavci

VisaCare se isporučuje s dva nastavka za tretmane:

- "Obični" nastavak za uobičajeni tretman.
- "Osjetljivi" nastavak za blagi tretman.

Savjetujemo vam da za prvih nekoliko tretmana koristite "osjetljivi" nastavak kako biste vidjeli kako će vam koža reagirati. Ako koža dobro reagira na "osjetljivi" nastavak, možete isprobati "obični" nastavak. U poglavlju Rješavanje problema potražite informacije o normalnim i nepoželjnim kožnim reakcijama.

Napomena: Upotrijebite QR kod na naslovnici ili slijedite vezu kako biste pogledali videozapis na mreži i saznali kako ispravno koristiti aparat.


Korištenje aparata

Napomena: Aparat koristite dva puta tjedno. Češća uporaba aparata može uzrokovati nadražnost kože.

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.
- 2 Prilikom prve uporabe aparata testirajte nastavak za tretman na podlaktici prije nego što ga upotrijebite na licu. Prijedite aparatom po koži i zatim pričekajte približno jedan sat. Ako moguća kožna reakcija nestane, nastavak možete sigurno koristiti na licu.

Napomena: Prije uporabe obavezno pregledajte nastavak kako biste provjerili je li neoštećen. Oštećeni nastavak za tretman izgrebat će kožu. Ako je nastavak za tretman oštećen, zamijenite ga.

Napomena: Nemojte koristiti aparat bez nastavka za tretman jer koža od toga nema koristi, a može doći i do neželjenih reakcija kože.





3 Stavite nastavak za tretman na lice na način da osjetite usisavanje. Pazite da nastavak za tretman uvijek bude potpuno u dodiru s područjem koje ćete tretirati. Međutim, nastavak za tretman nemojte snažno pritiskati na površinu kože.

4 Nježno pomičite nastavak za tretman u ravnom potezu. Počnite od brade, a zatim se pomičite prema obrazima, čelu i nosu. Pazite da prođete sva područja.

Savjet: Drugom rukom zategnite i zadržite kožu te pomičite aparat dalje od ruke. To vam olakšava postizanje ispravnog usisavanja, naročito na sljepoočnicama i obrazima.

Aparat nemojte povlačiti preko veliki madeža, tetovaža, urođenih mrlja ili trajne šminke.

Nemojte tretirati kožu ispod ili iznad očiju jer je tanka i osjetljiva. Prilikom tretiranja sitnih bora blizu vanjskog kuta oka stavite prst druge ruke u kut kapka i povucite aparat dalje od prsta prema sljepoočnici.

Napomena: Kada nastavak za tretman postavite na kožu, nemojte ga držati na jednom mjestu.

5 Ovisno o stanju vaše kože, u početku svakim područjem prelazite 2 – 4 puta. Kada se koža navikne na tretman, povećajte broj prijelaza na 4 – 6 ili počnite koristiti obični nastavak za tretman. Kada koristite obični nastavak za tretman, u početku svakim područjem prelazite 3 – 4 puta. Kada se koža navikne na tretman, povećajte broj prijelaza na 4 – 6.

6 Nakon tretiranja svih područja pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat. Cijeli tretman traje približno 5 minuta.


Ovisno o vašem tipu kože, mogli biste osjetiti toplinu i peckanje, a koža bi se mogla malo zacrvenjeti. To je samo privremeni učinak koji bi se trebao smanjiti u roku od 5 – 10 minuta.

Savjet: Na područjima na kojima je teško postići potpuni kontakt s kožom, kao što je čelo, isprobajte razne načine držanja aparata. Isprobajte okomite i vodoravne pokrete kako biste pronašli onaj koji osigurava odgovarajući kontakt s kožom. Možete i ruku držati mirno, a pomicati glavu.


Ako sumnjate na oštećenje aparata (primjerice nakon pada ili udarca), pažljivo pregledajte nastavak za tretman. Ako je nastavak oštećen, zamijenite ga. Nemojte koristiti oštećeni nastavak za tretman jer može uzrokovati ogrebotine.

Nakon tretmana


Nakon tretmana nanesite hranjivu masku, dnevnu kremu ili noćnu kremu i svakako koristite zaštitu od sunca kada izlazite van. 3 dana nemojte koristiti nikakvu drugu metodu mehaničkog ili kemijskog pilinga. Nemojte se podvrgavati elektrolizi, depilaciji lica voskom i nemojte koristiti depilacijska sredstva 3 dana nakon uporabe aparata. Šminke možete nanijeti neposredno nakon tretmana.




Čišćenje i održavanje



1 Prije čišćenja provjerite je li aparat isključen.



2 Izvadite nastavak za tretman iz aparata.



3 Operite nastavak za tretman pod mlazom vruće vode i s malo sredstva za pranje. Ako je prsten za piling prljav, ostavite nastavak da se 5 – 10 minuta namače u vrućoj vodi s malo sredstva za pranje. Možete koristiti četku kako biste ga očistili. Pazite da filter čistite dok je nastavak za tretman okrenut naopako kako biste isprali prljavštinu koja se zadržala u filteru. Obrišite nastavak za tretman ručnikom koji ne ostavlja dlačice ili ga ostavite da se osuši na zraku.



4 Dršku očistite vlažnom krpom.

5 Suhi nastavak za tretman vratite na aparat.

6 Postolje za punjenje obrišite vlažnom krpom.

Opasnost: Pazite da adapter i postolje za punjenje uvijek budu suhi. Nikada ih nemojte ispirati pod mlazom vode niti uranjati u vodu.

Nastavak za tretman čistite nakon svake uporabe iz higijenskih razloga te kako biste spriječili začepljivanje filtera. Za čišćenje nastavka za tretman koristite isključivo sredstvo za pranje posuđa ili otopinu s alkoholom (maks. 70 %).

Spremanje

Aparat s postavljenim nastavkom za tretman spremite u postolje za punjenje ili torbicu.

Napomena: Mokri nastavak za tretman nemojte spremati na aparatu niti u torbicu.

Zamjena dijelova

Istrošena i abrazivna struktura može dovesti do nadraženosti kože. Stoga nastavak za tretman treba mijenjati svakih 6 mjeseci ili ranije ako je abrazivna struktura izobličena ili oštećena. Zamjenski nastavci dostupni su na našem web-mjestu. Nastavak za tretman možete prepoznati po kodu proizvoda. Taj kod možete pronaći s unutarnje strane nastavka za tretman.

Naručivanje dodatnog pribora

Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite **www.shop.philips.com/service** ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

Okoliš



- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite **www.philips.com/support** ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite **www.philips.com/support** kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem

Rješenje

Ne znam je li aparat pogodan za uporabu na mojoj koži.

Pročitajte odjeljak "Kontraindikacije i ostala upozorenja" u poglavlju "Važno" kako biste provjerili je li aparat pogodan za vašu kožu.

Aparat se ne puni.

Provjerite je li utičnica na koju ste priključili aparat pod naponom. Provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže. Provjerite jeste li aparat ispravno postavili u postolje. Ako koristite utičnicu u toaletnom ormariću, možda trebate uključiti svjetlo u kupaonici kako bi se utičnica aktivirala. Ako indikator na aparatu i dalje ne svijetli ili ako se aparat i dalje ne puni, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips.

Problem	Rješenje
Aparat više ne radi.	Punite aparat sukladno uputama u ovom korisničkom priručniku. Provjerite je li došlo do prekida mrežnog napajanja i je li utičnica pod naponom. Provjerite svijetli li indikator punjenja na aparatu kako biste bili sigurni da se aparat puni. Provjerite jeste li ispravno pritisnuli gumb za uključivanje/isključivanje. Ako aparat i dalje ne radi, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips.
Aparat ne radi dok se puni.	To je sigurnosna mjera. Aparat nije namijenjen radu dok se puni. Ostavite aparat da se puni približno 1 sat za tretman od 5 minuta.
Ne postижem optimalne rezultate kada aparat koristim na mokroj koži.	Aparat koristite isključivo na suhoj koži. Aparat optimalno radi samo na suhoj koži.
Moja koža reagira na tretman aparatom.	Ovaj tretman može dovesti do blagog crvenila neposredno nakon primjene. Mogli biste osjetiti toplinu i peckanje tijekom tretmana. Taj osjećaj obično nestane u roku od nekoliko minuta i općenito se smatra ugodnim. Moguće je da vam koža bude suha ili da se prhuta, duže bude crvena ili otečena. Moguće je da ste aparat previše snažno pritisnuli na lice ili više puta tretirali isto područje. Pokušajte manje pritiskati aparat tijekom sljedećeg tretmana ili tretirajte područje manje puta. U rijetkim slučajevima aparat može uzrokovati masnicu ili plik, ogrebotinu ili promjenu pigmentacije. Gotovo sve reakcije kože nestat će u roku od tjedan dana, a promjena pigmentacije smanjit će se unutar nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci. Kako biste izbjegli moguće nuspojave, nakon tretmana nanesite dnevnu kremu sa zaštitom od sunca ili kremu za zaštitu od sunca. To će pomoći da izbjegnute opekotine od sunca. Aparat je testiran i potvrđeno je da je siguran za uporabu kada se koristi na način opisan u korisničkom priručniku. Lijekovi ili proizvodi i njihove moguće nuspojave mogu različito utjecati na razne ljude. Budući da uvijek postoji mogućnost da se uporabom aparata ili bilo kojeg drugog proizvoda pojavi rijetka ili dosad nepoznata nuspojava, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips u slučaju da iskusite nuspojavu koja nije spomenuta u navedenom tekstu.
Aparat je teško povlačiti po koži / ne osjećam usisavanje / efekt se čini slabijim od onoga nakon prethodnih tretmana.	Provjerite je li filter začepljen. Očistite nastavak za tretman ispiranjem pod mlazom vode. Ako je prsten za piling prljav, ostavite nastavak da se 5 – 10 minuta namače u vrućoj vodi s malo sredstva za pranje. Možete koristiti četku kako biste ga očistili. Pazite da filter čistite dok je nastavak za tretman okrenut naopako kako biste isprali prljavštinu koja se zadržala u filteru. Obrišite nastavak za tretman ručnikom koji ne ostavlja dlačice ili ga ostavite da se osuši na zraku. Provjerite možete li osjetiti usisavanje dok nastavak za tretman nije na aparatu – skinite nastavak i uključite aparat. Kada stavite prst na otvor trebali biste osjetiti usisavanje. Ako ne osjetite usisavanje, aparat je možda pokvaren. Obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips.
Imam problema prilikom održavanja usisavanja na čelu.	Isprobajte razne načina držanja aparata kako biste pronašli odgovarajući kut pod kojim je nastavak za tretman naslonjen na čelo tako da potpuno dodiruje kožu. Pazite da aparat polako pomičete preko čela. Možete i ruku držati mirno, a pomicati glavu.
Ne znam kada početi koristiti "obični" nastavak za tretman.	Čim prestanete osjećati nuspojave od uporabe "osjetljivog" nastavka za tretman, možete pokušati koristiti "obični" nastavak za tretman. Imajte na umu da biste prilikom prve uporabe novog nastavka za tretman mogli imati drukčiju reakciju kože. Dajte koži vremena da se navikne na novi nastavak.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	45
A Philips mikrodermabrázió technológia működése	45
Általános leírás	46
Fontos!	46
Töltés	48
Előkészítés a használatra	49
A készülék használata	49
Tisztítás és karbantartás	51
Tárolás	51
Csere	52
Tartozékok rendelése	52
Környezetvédelem	52
Garancia és terméktámogatás	52
Hibaelhárítás	52

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon. Mi a VisaCare, és hogyan segíthet használatával a bőrén? Az életkor; alváshiány, érzelmi stressz és környezeti hatások mindegyike nyomot hagyhat a bőrén. Amikor észreveszi bőre öregedésének első jeleit, amikor a bőre már láthatóan nem regenerálódik olyan hamar, akkor extra törődést és odafigyelést igényel. Ezért fejlesztettük ki a VisaCare-t az öregedés első jeleinek kezelésére annak érdekében, hogy bőrének ma és holnap is fiatalos kinézetet kölcsönözhessen. A bőre jellegétől függően akár azonnali eredményt tapasztalhat, így bőre simább és revitalizált lesz már egyetlen vagy néhány kezelést követően. 4-6 hetes kezelést követően bőre feszesebbé és egyenletesebb tónusúvá válik. A VisaCare készüléket használva otthonának kényelmében teheti simábbá, feszesebbé és élettel telivé, ragyogóvá a bőrét. A VisaCare kettős hatással rendelkezik: egyszerre hámlaszt és masszíroz. A rendszer hatékonyabb és kontrolláltabb, mint a csupán kézzel történő hámlasztás. A VisaCare készüléket a jelenlegi bőrápolási szokásai kiegészítéseképpen használja a bőre megtisztítását követően, de az ápoló maszkok, pakolások, nappali és éjszakai krémek felvitelét megelőzően. A kezelés után a maszk, pakolás és krém hatóanyagai jobban felszívódnak a bőrébe. Készen áll? A látható eredményekért használja a VisaCare készüléket otthon hetente két alkalommal.

A Philips mikrodermabrázió technológia működése

A Philips VisaCare kettős hatású Air-lift feszesítő és hámlasztó rendszer, mely egyszerre „csiszolja” és masszírozza a bőrét. Ezzel stimulálja a felület újrastrukturálódását, ami feszesebb, simább és láthatóan ragyogóbb arcbőrt eredményez.

- 1 A csiszolófej a bőr saját természetes sejtmegújulásának stimulálásával újítja meg a bőrét, mely a kezelést követően simább, finomabb textúrájú és feszesebb lesz. A készülék a durvább felület és réteg gyengéd eltávolításával finomítja a bőrét, előkészítve azt kedvez arckrémjének jobb felszívódásához a kezelést követően.
- 2 Az Air Lift System TM gyengéd és stimuláló masszírozást végez. Ezzel felpezsdíti a vérkeringését, miközben eltávolítja az elhalt hámsejteket és revitalizálja arcbőrét.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 Szűrő
 - 2 Csiszológyűrű
 - 3 Mikrodermabráziós kezeléshez használt fej
 - 4 Be-/kikapcsoló gomb
 - 5 Töltésjelző fény és „alacsony akkumulátorfeszültség” kijelző
 - 6 Markolat
 - 7 Levegőkimeneti nyílás
 - 8 Töltőállvány
 - 9 „Normál” fej általános kezeléshez
 - 10 „Érzékeny” fej gyengéd kezeléshez
 - 11 Adapter
 - 12 Kisméretű csatlakozódugasz
- Tok (nincs a képen)
Tisztítókefe (ábra nélkül)

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Tartsa szárazon az adaptert.
- Ne végezze a készülék töltését nedves helyen (pl. vízzel teli fürdőakád vagy úszómedence mellett).

Figyelmeztetés

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- A készüléket kizárólag a hozzá kapott adapterrel használja.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket vagy az adaptert, ha azok sérültek vagy töröttek.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében minden esetben eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptert a vezetékről, és ne kössön másik dugót a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket, ha a kezelőfej eltört, repedt, sérült vagy szennyezett. Minden esetben vizsgálja át a kezelőfejet annak használata előtt. Ha kétségei vannak, cserélje ki a fejet.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében ne helyezzen fémtartalmú anyagot a kisméretű dugaszhoz tartozó csatlakozóaljzatba.
- A készülékben mágnes található. A mágneseket tartsa távol a szívritmus-szabályozót viselő személyektől; nekik és az egyéb beültetett eszközöket viselő személyeknek kerülniük kell a mágnesek közelségét. Ahhoz, illetve mágnesek kezeléséhez speciális orvosi szakvéleményt kell beszerezniük.

Figyelmeztetés!

- A készüléket kizárólag az elhalt felső bőrréteg masszírozására és gyengéd eltávolítására használja a bőr normál megújulásának felgyorsítása céljából.
- Az eszközt hetente legfeljebb két alkalommal alkalmazza; a többszöri használat bőrirritációt okozhat.
- Ne használja a készüléket bőrradírokkal, kémiai és mechanikus hámlasztókkal együtt, mert az a bőre és a készülék károsodását eredményezheti.
- A készüléket 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten töltsse, használja és tárolja.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez legalább 3 havonta töltsse fel teljesen a készüléket.

A VisaCare javítja a krémek és arcpakolások, -maszkok hatóanyagainak felszívódását. A megnövelt felszívódásnak köszönhetően negatív bőrreakció léphet fel. A Philips azt ajánlja, hogy a VisaCare használatának első 2-4 hetében ne váltson arckrémre. Ha a megadott időt követően új arckrémre kezd használni, először egy kisebb területen próbálja ki azt. Ne használja tovább a krémet, ha negatív reakciót tapasztal a VisaCare-rel kezelt bőrfelületen. A kezelés megkezdésekor, illetve két hét kihagyást követő újakezdésekor először használja az érzékeny fejet. Ezzel ismét hozzászoktathatja bőrét a kezeléshez.

Ellenjavallatok és egyéb figyelmeztetések

A készüléket a bőr öregedésének első látható jelei kezelésére fejlesztettük ki. Külső és belső tényezők következtében a bőr epidermája az évek során egyre vékonyabbá válik. Egyre inkább láthatóvá válik a durva bőr és annak fény okozta károsodása. Az eszköz elsődlegesen az arcbőr (a szemek alatti és fölötti területének kivételével) kezelésére szolgál.

Ne használja az eszközt:

- Ha a bőrén a kezelt területen fertőzés, nyílt seb, kiütés található, bőre leégett, gyulladt, ekcémás, pszoriázisban, rozáceaiban vagy aktív fertőzésben, így herpeszben, aknéban szenved.
- Ha a bőrén a kezelt területen nagyméretű anyajegye, tetoválása, tűzfoltja, tartós sminkje vagy egyéb bőrirritációja van.
- Ha a bőre az elmúlt két hét során kozmetikai beavatkozáson esett át, így kémiai vagy mechanikus hámlasztáson, lézeres felületplasztikán, frakcionális lézerkezelésen, mezoterápián, illetve bármely egyéb, bőrfeltöltő anyaggal történő kezelésen.
- Ha a bőrét befolyásoló gyógyszert szed, így szteroidokat és aknegyógyszert (Accutane, Isotretinoine vagy Roaccutane). Forduljon tanácsért az orvosához.
- Ha a bőrén szemölcsök találhatók; ne kísérelje meg eltüntetni azokat a készülék segítségével, mert a hatás éppen ellentétes lehet, azaz a szemölcsök továbbterjedhetnek.
- Ha a bőre sebhelyes. Ez esetben kérje ki bőrgyógyász véleményét a készülék használata előtt.
- Más, aktív hámlasztó anyagot tartalmazó bőrápolóval együtt.

Általános tanácsok

- Azt ajánljuk, hogy a kezeléseket követő legkevesebb 3 napon át legalább 30-as faktorszámú (SPF) napvédőt használjon.
- Feltétlenül kérje ki orvosa tanácsát a készülék használata előtt, ha jelentős bőrelváltozásban szenved (ideértve, de nem kizárólag a melanómát, basalsejtes karcinómát, aktinikus keratosist, melazmát, szisztémás lupus erythematosust (röviden lupus), porfíriát, koagulációs és kollagéntérést, így keloid sebeket, nagyméretű sebeket vagy nem megfelelő sebgyógyulási kórelőzményeket).
- Amennyiben napon szeretne tartózkodni (pl. nyaralás alkalmával) azt ajánljuk, hogy azt megelőzően egy héttel szakítsa meg a kezelést, és mindaddig ne is folytassa, amíg sok napsütés éri.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Töltés**A készülék töltése**




A készülék töltése mintegy 8 órát vesz igénybe. A teljesen feltöltött készüléket vezeték nélkül max. 30 percig használhatja.


1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Illessze a kis csatlakozódugót a töltőállványon levő aljzatba, majd a hálózati adaptert a fali aljzatba.

3 Tegye a készüléket a töltőállványra.

▮ A töltésjelző fény fehérén villog, ha a töltés folyamatban van.





- Az akkumulátorok teljes feltöltöttségét folyamatosan világító fehér fény jelzi 30 percen át. 30 perc elteltével a töltésjelző fény kialszik.

Megjegyzés: A készüléket azelőtt is használhatja, hogy teljesen feltöltötte volna. Teljesítménye és üzemideje azonban ebben az esetben nem optimális.

Alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, a töltöttségjelző fény 4 másodpercen át sárgán villog használat közben és a készülék kikapcsolása után. Az akkumulátorban még elegendő energia van egy 5 perces kezeléshez. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék automatikusan kikapcsol, és a töltöttségjelző fény nagyon gyorsan sárgán villog. Ebben az esetben haladéktalanul tölts fel a készüléket a használatot követően.

Előkészítés a használatra

Az első használatot megelőzően feltétlenül 8 órán át töltsd a készüléket.

Előkészítés

Az arcát minden esetben mossa le, és óvatosan törölje teljesen szárazra.

Megjegyzés: A készüléket kizárólag száraz használatra terveztük. Ne használja azt, ha az arca nedves, zuhany alatt áll vagy a kádban ül.

Tipp a használatához

A VisaCare készülékhez két különböző kezelőfej tartozik:

- „Normál” fej általános kezeléshez.
- „Érzékeny” fej gyengéd kezeléshez.

A Philips azt ajánlja, hogy az első kezelések alkalmával az „érzékeny” fejet használja, hogy tesztelje a bőre reakcióját. Ha a bőre jól reagál az „érzékeny” fejre, megpróbálkozhat a „normál” kezelőfejjel. A normál és kedvezőtlen bőrreakciókról olvassa el a „Hibaelhárítás” című fejezetet.


Megjegyzés: Az előlapon levő QR-kód vagy a hivatkozás használatával online megtekintheti a készülék helyes használatát bemutató videót.

A készülék használata

Megjegyzés: A készüléket hetente két alkalommal használja. A többszöri alkalmazás bőrirritációt okozhat.

- 1** A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2** Az eszköz első használatakor próbálja ki a kezelőfejet az alkarján, és csak azt követően az arcán. Húzza végig a készüléket az alkarján, majd várjon körülbelül egy órát. Ha az esetleges bőrreakció enyhül, biztonságosan alkalmazhatja a fejet az arcán.

Megjegyzés: Használat előtt minden esetben szemrevételezze a kezelőfejet, hogy az nem sérült-e. A sérült kezelőfej megkarcolja az arcát. A sérült fejet cserélje ki épre.





Megjegyzés: Ne használja a készüléket a kezelőfej nélkül, mert az nem tesz jót a bőrnek, és nem kívánt bőrreakciót válthat ki.

- 3** Olyan módon helyezze a kezelőfejet az arcára, hogy szívóhatást érezzen. Ügyeljen arra, hogy a kezelőfej és a kezelendő terület teljesen érintkezzen. Semmiképpen se nyomja rá keményen a kezelőfejet a bőrfelületére.
- 4** Óvatosan mozgassa a kezelőfejet az arcán egyenes vonalban. Kezdje az állán, majd haladjon az orcák, homlok és orr irányába. Az arca minden területét kezelje.

Tipp: A másik kezével feszítse ki és tartsa meg a bőrt, és mozgassa a készüléket a kezétől távolodva. Ezzel egyszerűbben elérheti a megfelelő szívóhatást, elsősorban a halánték és az orcák területén.

A készülékkel ne menjen rá nagyobb anyajegyekre, tetoválásokra, tűzfoltokra és a tartós sminkre.


Hagyja ki a szem alatti és fölötti területeket, mert ott a bőre vékony és érzékeny. A szem oldalán levő finom vonalak kezelésekor a másik keze egyik ujját helyezze a szemhéja sarkába, és a készüléket az ujjától távolodva, a halánték irányába mozgassa.

Megjegyzés: Azt követően, hogy a bőrre helyezte, ne tartsa a kezelőfejet egy helyben.

- 5** A bőre állapotától függően, kezdetben minden egyes területen kétszer-négyszer haladjon át. Ha a bőre hozzászokott a kezeléshez, négyszer-hatszor haladjon át az egyes területeken, vagy kezdje el használni a normál kezelőfejet. A normál kezelőfej alkalmazásakor háromszor-négyszer haladjon át minden területen. Ha a bőre hozzászokott a kezeléshez, négyszer-hatszor haladjon át az egyes területeken.

- 6** Ha elkészült arca minden területével, a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. Egy komplett kezelés hozzávetőleg 5 percig tart.

A bőrtípustól függően előfordulhat, hogy melegséget és bizsergést érez, és a bőre enyhén kipirul. Ez csak átmeneti hatás, melynek 5-10 percen belül el kell múlnia.




Tipp: Azokon a helyeken, ahol nehezebben érhető el a teljes bőrkontaktus, így például a homlokon, próbáljon meg változtatni a készülék fogásán. Kísérletezzzen függőleges és vízszintes mozdulatokkal, hogy rátaláljon a megfelelő bőrkontaktust eredményező fogásra. Alternatív megoldásként mozgassa a fejét, és a kezét tartsa nyugodtan.

Ha azt gyanítja, hogy a készülék megsérült (például leesett vagy nekiütközött valaminek), gondosan vizsgálja meg a kezelőfejet. Ha károsodott, cserélje ki. Sérült kezelőfejet ne használjon, mert az karcolásokat okozhat.

A kezelés után


A kezelés után helyezzen fel tápláló maszkot, pakolást az arcára, krémezze be nappali vagy éjszakai krémmel, és gondoskodjon megfelelő nap elleni védelemről, ha kimegy. Három napon át ne végezzen más kémiai és mechanikus hámlasztást az arcán. A készülék használatát követő három napig ne történjen az arcán elektrolízis, gyantázás és depilálás. A kezelés után azonnal sminkelhet.

Tisztítás és karbantartás




Ne merítse a készüléket vízbe. A készülék tisztításához ne használjon tisztítószert. A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).

1 Mielőtt elkezdí a tisztítását, ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e.



2 Vegye le a kezelőfejet a készülékről.



3 A kezelőfejet tisztítsa meg a csap alatt meleg vízzel és kevés mosogatószerrel. Ha a csiszológyűrű szennyezett, hagyja a kezelőfejet 5-10 percig mosogatószeres meleg vízben ázni. Tisztításához használja a mellékelt kefét. A szűrő tisztításakor tartsa a kezelőfejet fejjel lefelé, hogy a szűrőben levő szennyeződés kifolyhasson. Törölje szárazra a kezelőfejet szöszmentes kendővel vagy hagyja a levegőn megszáradni.



4 A markolatot nedves ruhával tisztítsa meg.

5 A száraz kezelőfejet helyezze vissza a készülékre.

6 A töltőállványt törölje le nedves ruhával.

Vigyázat! Az adaptert és a töltőállványt mindig tartsa szárazon. Soha ne öblítse el őket csap alatt és soha ne mártsa vízbe.

Higiénés okokból, illetve a szűrő eltömődését megakadályozandó, a kezelőfejet minden használatot követően tisztítsa meg. A kezelőfej tisztításához csak mosogatószer vagy (max. 70%-os) alkoholos oldatot használjon.

Tárolás

A készüléket felhelyezett kezelőfejjel a töltőállványon vagy a táskában tartsa.

Megjegyzés: A még nedves kezelőfejet ne tárolja a készüléken és a táskában.

Csere

A kopott és dörzshatású felület bőrirritációt okozhat, ezért a kezelőfejet legkésőbb hat havonta cserélje ki, amennyiben a dörzsölésért felelős felület deformálódott vagy sérült. Új (csere-) kezelőfejeket a Philips weboldalán vásárolhat. A kezelőfejet a rajta levő termékkód alapján azonosíthatja. A kódot a kezelőfej belsejében találja.

Tartozékok rendelése

Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a **www.shop.philips.com/service** weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).

Környezetvédelem



- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.

Probléma	Megoldás
Nem tudom, hogy a készüléket használhatom-e a bőrömön.	Kérjük, olvassa el a „Fontos” fejezet „Ellenjavallatok és egyéb figyelmeztetések” című bekezdését; abból megállapíthatja, hogy a készüléket biztonságosan használhatja-e a bőrén.
A készülék nem tölt.	Ellenőrizze, hogy az aljzat, melybe a készüléket csatlakoztatni kívánja, működik-e. Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség értéke megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte-e be a készüléket az aljzatba. Ha fürdőszobaszekrényben levő aljzatot használ, előfordulhat, hogy előbb be kell kapcsolnia a lámpát ahhoz, hogy az aljzat áram alá kerüljön. Ha a készüléken levő fény továbbra sem világít, illetve az eszköz nem tölt, forduljon a Philips vevőszolgálatához.
A készülék nem működik.	A készüléket a felhasználói kézikönyvben levő utasításoknak megfelelően töltsé. Ellenőrizze, nincs-e áramkimaradás, és a fali aljzat működik-e. Győződjön meg arról, hogy a készüléken levő töltésjelző világít-e, és a készülék tölt-e. Ellenőrizze, hogy megfelelően nyomta-e meg a be-/kikapcsológombot. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a Philips vevőszolgálatához.
A készülék töltés közben nem működik.	Ez biztonsági óvintézkedés. A készüléknek nem kell működnie töltés közben. Egy 5 perces kezeléshez töltsé az eszközt hozzávetőleg egy órán át.
A kezelés eredménye nem optimális, ha a készüléket nedves bőrön használom.	A készüléket csak száraz bőrön alkalmazza. Az eszközzel csak száraz bőrön érhet el optimális eredményt.
A bőröm reagál a készülékkel végzett kezelésre.	Közvetlenül a kezelés után enyhe bőrpír alakulhat ki. Előfordulhat, hogy melegséget és bizsergést érez a kezelés közben. Az említett tünetek jellemzően néhány percen belül elmúlnak, és normál esetben nem kellemetlenek. Előfordulhat, hogy bőre száraz vagy húzódik, a bőrpír vagy duzzanat elhúzódik. Ebben az esetben lehet, hogy túl keményen nyomta rá a készüléket az arcára, vagy egyazon területet túl sokszor kezelte. Próbáljon meg a következő kezelés során kisebb nyomást kifejteni, illetve kevesebbszer kezelje egyazon területet. Ritka esetben előfordulhat, hogy a készülék zúzódást vagy hólyagot, illetve pigmentelváltozást eredményez. A bőrreakciók egy héten belül eltűnnek, a pigmentelváltozások néhány héten vagy néhány hónapon belül csökkennek. A lehetséges mellékhatások elkerüléséhez a kezelést követően használjon napvédőt tartalmazó nappali krémet vagy napvédőt. Ezzel megelőzheti a leégést. A készülék alkalmazása a felhasználói kézikönyvben bemutatott használat esetén ellenőrzött és biztonságos. A gyógyszerek, termékek és lehetséges mellékhatásuk eltérően érintik az egyes személyeket. Minden esetben fennáll a lehetősége ritka vagy korábban nem ismert mellékhatások fellépésének a készülék használata során. Amennyiben a készülék használata során a felsoroltaktól eltérő mellékhatásokat tapasztal, kérjük, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

Probléma	Megoldás
Nehéz a készüléket a bőrömön végighúzni/ nem érzem a szívóhatást/az eredmény nem közelíti meg a megelőző kezeléseket.	Ellenőrizze, hogy a szűrő nincs-e eltömődve. Tisztítsa meg a kezelőfejet folyóvízben. Ha a csiszológymű szennyezett, hagyja a kezelőfejet 5-10 percig mosogatószeres meleg vízben ázni. Tisztításához használja a mellékelt keféit. A szűrő tisztításakor tartsa a kezelőfejet fejjel lefelé, hogy a szűrőben levő szennyeződés kifolyhasson. Törölje szárazra a kezelőfejet szöszmentes kendővel vagy hagyja a levegőn megszáradni. Ellenőrizze, érzi-e a készülék által kifejtett szívóhatást a kezelőfej levételekor: Vegye le a fejet, és kapcsolja ki a készüléket. Ha ráhelyezi az ujját a nyílásra, éreznie kell a szívóhatást. Ha nem érzi a szívóhatást, előfordulhat, hogy a készülék eltörött. Forduljon a Philips vevőszolgálathoz.
Nehéz a szívást a homlokomon fenntartani.	Próbáljon meg változtatni a készülék tartásán, hogy megtalálja a kezelőfej megfelelő szögét a homlokához viszonyítva a legmegfelelőbb bőrkontaktus eléréséhez. Mindig lassan mozgassa a készüléket a homlokán. Alternatív megoldásként mozgassa a fejét, és a kezét tartsa nyugodalomban.
Nem tudom, mikor kezdem el használni a „normál” kezelőfejet.	Amikor már nem tapasztal mellékhatásokat az „érzékeny” kezelőfej használata során, megpróbálkozhat a „normál” fej alkalmazásával. Ne feledje, hogy az új kezelőfej első használatakor újfajta bőrreakciókat tapasztalhat. Hagyjon időt a bőrének, hogy hozzászokjon az új fejhez.

Turinys

Įvadas	55
„Philips“ mikrodermabrazijos technologijos veikimas	55
Bendrasis aprašymas	56
Svarbu	56
Įkrovimas	58
Paruošimas naudojimui	59
Prietaiso naudojimas	59
Valymas ir priežiūra	61
Laikymas	61
Pakeitimas	62
Priedų užsakymas	62
Aplinka	62
Garantija ir pagalba	62
Trikčių diagnostika ir šalinimas	62

Įvadas

Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu **www.philips.com/welcome**.

Kas yra „VisaCare“ ir kaip jis gali padėti jūsų odai? Amžius, miego trūkumas, emocinis stresas ir aplinkos poveikis daro įtaką jūsų odai. Kai pastebėsite pirmuosius odos senėjimo požymius ir kai ji nebeatsigauna taip greitai, kaip anksčiau, jūsų odai reikės papildomos priežiūros ir dėmesio. Todėl mes sukūrėme „VisaCare“. Tai mūsų ypatingas naujas sprendimas, kad, atsiradus pirmiesiems odos senėjimo požymiams, oda šiandien ir rytoj atrodytų jaunatviška. Atsižvelgiant į jūsų odos tipą, poveikį galite pajusti jau po vienos ar kelių procedūrų, pvz., oda taps lygesnė ir atsigauna. Kito poveikio, pvz., odos stangrumo ir lygesnio odos atspalvio, galima tikėtis po 4–6 savaičių.

„VisaCare“ galite naudotis namuose ir mėgautis lygesne, stangresne ir gaivesne oda. „VisaCare“ yra dviejų veikimo sistema, kuri tuo pat metu šveičia ir masažuoja. Ši sistema yra veiksmingesnė ir geriau kontroliuojama nei odos šveitimas vien tik rankomis. „VisaCare“ skirtas dabartinei jūsų rutinai palengvinti: naudokite jį nuvalę odą ir prieš tepdami maitinamąją kaukę, dieninį ar naktinį kremą. Panaudojus šią priemonę jūsų oda geriau įsisavins kaukę arba kremą. Pasiruošę pradėti? Naudokite „VisaCare“ namuose du kartus per savaitę ir džiaukitės akivaizdžiais rezultatais.

„Philips“ mikrodermabrazijos technologijos veikimas

„Philips VisaCare“ įdiegta „DualAction Air Lift & Exfoliation“ sistema tuo pat metu ir masažuoja, ir šveičia. Taip stimuliuojamas odos paviršiaus jaunimo procesas, oda tampa stangresnė, lygesnė ir akivaizdžiai spindinti.

- 1 Šveičiamasis antgalis skatina natūralų ląstelių atsinaujinimo procesą, oda atnaujinama, tampa lygesnė, švaresnė ir stangresnė. Juo švelniai pašalinamas šiurkštumas, pleiskanojimas, po procedūros oda geriau įsisavina jūsų mėgstamą kremą.
- 2 Naudojant „Air Lift System™“ sistemą oda švelniai masažuojama, taip skatinama kraujo apytaka, pašalinamos negyvos odos ląstelės, o oda atgaivinama.

Bendrasis aprašymas (Pav. 1)

- 1 Filtras
 - 2 Šveičiamasis žiedas
 - 3 Mikrodermabrazijos procedūros antgalis
 - 4 Įjungimo / išjungimo mygtukas
 - 5 Įkrovimo lemputė ir baterijos išsikrovimo indikatorius
 - 6 Rankena
 - 7 Oro išleidimas
 - 8 Įkrovimo stovas
 - 9 Įprastinės procedūros antgalis
 - 10 Įautrus antgalis švelniai procedūrai
 - 11 Adapteris
 - 12 Mažas kištukas
- Krepšelis (neparodyta)
Valymo šepetėlis (neparodyta)

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Adapterį laikykite sausi.
- Nekraukite aparato drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli pripildytos vonios, baseino ar veikiančio dušo).

Ispėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrėti siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti prietaisą be suaugusiųjų priežiūros.
- Prietaisą naudokite tik su rinkinyje esančiu adapteriu.
- Jei norite išvengti sužalojimų, nenaudokite pažeisto ar sugedusio prietaiso arba adapterio.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokių būdu nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo antgalis yra sugadintas, įskilęs ar nešvarus. Visada prieš naudodami patikrinkite antgalį. Jei kyla abejonų dėl antgalio būklės, pakeiskite jį nauju.
- Į lizdą, skirtą mažam kištukui, nekiškite jokių metalinių daiktų, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Šiame prietaise yra magnetas. Laikykite magnetus toliau nuo širdies stimuliatorių. Asmenys su širdies stimulatoriais ar kitais prietaisais, implantuotais į jų kūną, neturėtų būti arti magnetų. Prieš naudodamiesi magnetais ar liedsdamiesi prie jų, šie asmenys turi pasitarti su medicinos specialistais.

Dėmesio

- Nenaudokite šio prietaiso kitais tikslais, nei siekdami masažuoti ir švelniai pašalinti negyvą viršutinį odos sluoksnį, kad paspartintumėte įprastą odos atsinaujinimą.
- Nenaudokite prietaiso daugiau nei du kartus per savaitę, nes gali sudirgti oda.
- Nenaudokite prietaiso kartu su (šveitimo) kremais ir cheminėmis bei mechaninėmis šveitimo priemonėmis, nes tai gali pakenkti prietaisui ir odai.
- Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 5–35 °C (40–95 °F) temperatūroje.
- Bateria veiks ilgiau, jei visiškai įkrausite prietaisą bent kartą per 3 mėnesius. „VisaCare“ gerina jūsų kremų ir veido kaukių absorbciją. Dėl šio sustiprinto įsisavinimo gali atsirasti neigiamų odos reakcijų. Patartina nekeisti kremo pirmąsias 2–4 „VisaCare“ naudojimo savaites. Kai pradėsite naudoti naują kremą po šio laikotarpio, pirmiausia jį išbandykite nedideliame odos plote. Negalima toliau naudoti šio kremo, jei jį tepant ant „VisaCare“ apdorotos odos atsiranda neigiama odos reakcija. Pradėdami naudotis prietaisu pirmą kartą ar po 2 savaičių pertraukos naudokite jautrų antgalį. Taip jūsų oda vėl pripras prie procedūros.

Kontraindikacijos ir kiti perspėjimai

Šis prietaisas buvo sukurtas odos priežiūrai, atsiradus pirmiesiems veido senėjimo požymiams. Kai epiderminis odos sluoksnis bėgant laikui dėl išorinių ir vidinių veiksnių suplonėja, oda tampa pastebimai šiurkšti ir atsiranda fotosenėjimo požymių. Šis prietaisas skirtas veido odos (išskyrus sritis po akimis ir virš jų) procedūroms.

Nenaudokite šio prietaiso toliau nurodytais atvejais:

- Jei srityse, kurioms norite taikyti procedūras, yra odos infekcijų, atvirų žaizdų, bėrimų, nudegimų, nudegimų nuo saulės, uždegimų, egzemų, psoriazės, rožinės (rosacea) požymių, aktyvių infekcijų, pavyzdžiui, pūslelinės ar spuogų (aknės).
- Jei srityse, kurioms norite taikyti procedūras, yra didelių apgamų, tatuiruočių, liepsninių apgamų, odos sudirgimų ar ilgalaikio makiažo.
- Jei jūsų oda dar neatsigavo po kosmetikos procedūrų, pvz., cheminio ar mechaninio šveitimo, odos atnaujinimo lazeriu, frakcinio atnaujinimo lazeriu, mezoterapijos ar kitos odos užpildų terapijos, atliktos per pastarąsias dvi savaites.
- Jei vartojate vaistus, kurie gali turėti įtakos jūsų odai, pvz., steroidus ar vaistus nuo spuogų (akutaną, izotretinoiną ar roakutaną). Pasitarkite su savo gydytoju.
- Jei turite karpu, nebandykite jų pašalinti šiuo prietaisu, nes jos gali išplisti.
- Jei turite randų, prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į gydytoją arba dermatologą.
- Jei naudojate kitą namų odos priežiūros priemonę, kurios sudėtyje yra šveitimo veikliųjų medžiagų.

Bendrieji patarimai

- Po kiekvienos procedūros ant apdorotų vietų patartina mažiausiai 3 dienas naudoti apsaugos nuo saulės priemones (SPF 30+).
- Jei sergate odos ligomis (įskaitant melanomą, bazinių ląstelių karcinomą, aktininę keratozę, melazmą, sisteminę raudonąją vilkligę, porfiriją, krešėjimo anomaliją ar kolageno sutrikimus, pvz., keloidus, didelius randus, bet tuo neapsiribojant, arba jei blogai gyja žaizdos), prieš pradėdami naudoti prietaisą pasitarkite su gydytoju.
- Jei planuojate mėgautis saule (pvz., per vasaros atostogas), rekomenduojame nutraukti procedūras vieną savaitę prieš atostogas ir jų neatlikti, kol būsite intensyviai veikiami saulės.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Įkrovimas

Prietaiso įkrovimas




Prietaiso kraunamas apie 8 valandas. Visiškai įkrautas prietaisas gali veikti iki 30 min.


1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

2 Įkiškite mažą kištuką į įkrovimo stovo lizdą ir prijunkite adapterį prie sieninio elektros lizdo.

3 Uždėkite prietaisą ant krovimo stovo.

Įkrovimo lemputė, nurodanti, kad prietaisas įkraunamas, mirksi baltai.





- Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovimo lemputė nuolat šviečia balta spalva 30 minučių. Po 30 minučių įkrovimo lemputė užgesa.

Pastaba. Galite naudoti prietaisą, kol baterija nėra visiškai įkrauta. Tačiau šiuo atveju jos veikimas ir veikimo laikas nebus optimalūs.

Indikatorius „Baterija senka“

Kai baterija beveik tuščia, įkrovimo indikatorius mirksi geltona spalva 4 sekundes naudojant ir po to, kai išjungiamas prietaisas. Baterijos energijos tuomet dar pakanka 5 procedūros minutėms. Kai baterija yra visiškai tuščia, prietaisas išsijungia automatiškai ir įkrovimo indikatorius mirksi geltona spalva labai greitai. Patartina įkrauti prietaisą iškart panaudojus.

Paruošimas naudojimui

Prieš naudodami pirmą kartą prietaisą būtinai kraukite 8 valandas.

Ruošimas

Visada nuvalykite ir švelniai nusauskite veidą, kad jis būtų visiškai sausas.

Pastaba. Prietaisas naudojamas tik ant sausos odos. Nenaudokite jo ant šlapio veido, dušo ar vonioje.

Prietaiso antgaliai

„VisaCare“ pakuotėje yra du skirtingi antgaliai:

- įprastinės procedūros antgalis;
- jautrus antgalis švelniai procedūrai.

Patariame per pirmąsias procedūras naudoti jautrų valymo antgalį, kad pamatytumėte, kaip jūsų oda reaguoja. Jei oda gerai reaguoja į jautrų antgalį, išbandykite įprastinės procedūros antgalį. Informacijos apie įprastines ir neigiamas odos reakcijas rasite skyriuje „Problemų sprendimas“.


Pastaba. Jei internete norite peržiūrėti vaizdo įrašą apie tinkamą prietaiso naudojimą, pasinaudokite QR kodu ant priekinio dangtelio arba pateikiama nuoroda.

Prietaiso naudojimas

Pastaba. Naudokite prietaisą du kartus per savaitę. Naudojant jį dažniau gali būti sudirginta oda.

- 1** Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- 2** Naudodami prietaisą pirmą kartą, išbandykite procedūros antgalį dilbiui, o tik po to naudokite veidui. Išbandę prietaisą palaukite maždaug vieną valandą. Jei galima odos reakcija sumažėja, galite saugiai naudoti antgalį veidui.

Pastaba. Prieš naudodami visada vizualiai patikrinkite procedūros antgalį, ar jis nepažeistas. Pažeistas antgalis gali subraižyti odą. Jei procedūros antgalis pažeistas, pakeiskite jį.





Pastaba. Nenaudokite prietaiso be procedūros antgalio, nes tai nėra naudinga jūsų odai; be to, tai gali sukelti nepageidaujamą odos reakciją.

- 3** Pridėkite procedūros antgalį prie veido taip, kad jaustumėte, kaip jis siurbia. Įsitikinkite, kad antgalis nuolat visas liečiasi su valomu odos plotu. Tačiau nespauskite procedūros antgalio stipriai prie odos paviršiaus.
- 4** Švelniai judinkite procedūros antgalį tiesiais judesiais. Pradėkite nuo smakro, po to pereikite prie skruostų, kaktos ir nosies. Pasielkite visas sritis.

Patarimas. Kita ranka ištempkite ir laikykite odą, prietaisą slinkite tolyn nuo rankos. Taip lengviau užtikrinsite tinkamą siurbimą, ypač smilkinių ir skruostų srityje.

Nešveiskite prietaisu didelių apgamų, tatuiruočių, liepsninių apgamų ir ilgalaikio makiažo.

Nešveiskite odos po akimis ir virš jų, nes ji yra plona ir jautri. Šveisdami smulkias raukšleles šalia akies, pridėkite kitos rankos pirštą prie akies voko kampo ir slinkite prietaisu tolyn nuo piršto link smilkinio.

Pastaba. Pridėję procedūros antgalį prie odos, nelaikykite jo vienoje vietoje.

- 5** Priklausomai nuo jūsų odos būklės, pirmą perbraukite kiekvieną sritį 2–4 kartus. Kai oda pripras prie procedūros, braukite 4–6 kartus arba pradėkite naudoti įprastinės procedūros antgalį. Pradžioje įprastinės procedūros antgaliu perbraukite kiekvieną sritį 3–4 kartus. Kai oda pripras prie procedūros, braukite 4–6 kartus.

- 6** Atlikę procedūrą visose srityse, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Visa procedūra trunka apie 5 minutes.


Priklausomai nuo jūsų odos tipo, galite patirti šiltą dilgčiojimą, o jūsų oda gali šiek tiek parausti. Tai tik laikinas poveikis, kuris turėtų praeiti per 5–10 minučių.

Patarimas. Tose vietose, kur sunkiau pasiekti, kad visas antgalio paviršius liestųsi su oda, pvz., kaktos srityje, pabandykite laikyti prietaisą kitaip. Ieškodami geriausio sąlyčio su oda, išbandykite vertikalius ir horizontalius judesius. Taip pat galite laikyti ranką su prietaisu vietoje, o judinti galvą.


Jei įtariate, kad prietaisas pažeistas (pvz., nukrito ar buvo sutrenktas), atidžiai apžiūrėkite procedūros antgalį. Jei antgalis pažeistas, pakeiskite jį. Nenaudokite pažeisto antgalio, nes jis gali palikti įbrėžimų.

Po procedūros

Po procedūros užtepkite maitinamąją kaukę, dieninio arba naktinio kremo. Būtinai naudokite apsaugos nuo saulės priemonę, kai einate į lauką. 3 dienas nenaudokite jokių kitų mechaninių ar cheminių šveičiamųjų priemonių. Negalima atlikti elektrolizės, veido vaškavimo ir depiliacijos 3 dienas po to, kai naudojotės prietaisu. Galite darytis makiažą iš karto po procedūros.




Valymas ir priežiūra




Nemerkite prietaiso į vandenį. Prietaisui valyti negalima naudoti cheminių medžiagų. Valydami prietaisą niekada nenaudokite šveitimo pagalvėlių, abrazyvinių valiklių ir agresyvių skysčių, tokių kaip benzinas ar acetonas.

1 Prieš pradėdami valyti prietaisą, patikrinkite, ar jis yra išjungtas.



2 Nuo prietaiso nuimkite procedūros antgalį.



3 Procedūros antgalį plaukite tekančiu karštu vandeniu ir indų plovikliu. Jei šveičiamasis žiedas nešvarus, pamerkite antgalį į karštą vandenį su indų plovikliu 5–10 minučių. Valydami galite naudoti šepetėlį. Valydami filtrą laikykite procedūros antgalio viršutinę dalį nukreiptą žemyn, kad nusiplautų nešvarumai, likę filtre. Nusausinkite valymo antgalį nesisipukuojančiu rankšluosčiu arba leiskite jam nudžiūti.



4 Rankeną valykite drėgna šluoste.

5 Uždėkite sausą procedūros antgalį ant prietaiso.

6 Įkrovimo stovą valykite drėgna šluoste.

Pavojus: Įkrovimo stovas ir adapteris visada turi būti sausi. Niekada neplaukite jų po čiaupu, nemerkite į vandenį.

Higienos sumetimais ir kad neužsikimštų filtras, valykite procedūros antgalį kiekvieną kartą panaudoję. Valykite antgalį tik indų plovikliu ar ne didesnės nei 70 % koncentracijos alkoholio tirpalu.

Laikymas

Prietaisą su uždėtu procedūros antgaliu laikykite ant įkrovimo stovo arba krepšelyje.

Pastaba. Nelaikykite šlapio procedūros antgalio ant prietaiso arba krepšelyje.

Pakeitimas

Nusidėvėjęs šlifuojamasis paviršius gali sudirginti odą. Todėl procedūros antgalį reikia keisti kas 6 mėnesius arba dažniau, jei šlifuojamasis paviršius yra deformuotas arba pažeistas. Atsarginių antgalių galite užsisakyti mūsų interneto svetainėje. Procedūros antgalį identifikuokite pagal produkto kodą, kurį rasite vidinėje antgalio pusėje.

Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite **www.shop.philips.com/service** arba kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį jūsų šalyje (kontakcinę informaciją rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).

Aplinka



- Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, pridukite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite tausojant aplinką.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite **www.philips.com/support** arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite **www.philips.com/support**, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema

Sprendimas

Nežinau, ar prietaisas yra tinkamas naudoti mano odai.

Norėdami patikrinti, ar prietaisas yra tinkamas jūsų odai, perskaitykite skyriaus „Svarbu“ dalį „Kontraindikacijos ir kiti įspėjimai“.

Prietaisas neįsibrauna.

Įsitinkinkite, kad lizdas, į kurį jungiate prietaisą, veikia. Patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso, atitinka vietinę elektros tinklo įtampą. Patikrinkite, ar tinkamai įstatėte prietaisą į stovą. Jei naudojate vonios spintelės lizdą, jums gali tekti įjungti šviesą, norint aktyvinti lizdą. Jei prietaiso lemputės neužsidega arba jei prietaisas vis dar nekraunamas, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaisą kraukite pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus. Patikrinkite, ar nenutrūkęs energijos tiekimas ir ar lizde yra įtampa. Įsitinkinkite, kad prietaisas kraunamas: patikrinkite, ar prietaiso įkrovimo lemputė šviečia. Įsitinkinkite, kad tinkamai paspaudėte įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei prietaisas vis tiek neveikia, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Prietaisas neveikia, kai yra kraunamas.	Tai saugumo priemonė. Prietaisas negali veikti, kai yra kraunamas. 5 minučių trukmės procedūrai kraukite prietaisą maždaug 1 valandą.
Nepasiekiu optimalaus rezultato, kai naudoju prietaisą ant drėgnos odos.	Naudokite prietaisą tik ant sausos odos. Prietaisas optimaliai veikia, tik kai oda sausa.
Mano oda reaguoja į procedūras šiuo prietaisu.	Iškart po šios procedūros oda gali lengvai parausti. Procedūros metu galite patirti šiltą dilgčiojimą. Šie reiškiniai paprastai išnyksta per kelias minutes ir būna malonūs. Gali būti, kad oda pasausės ar pleiskanos, ilgiau išliks paraudusi ar patins. Taip gali būti dėl to, kad per stipriai spaudėte prietaisą prie veido arba per tą pačią vietą braukėte per daug kartų. Kitos procedūros metu pabandykite silpniau spausti prietaisą arba braukite toje srityje mažiau kartų. Retais atvejais po procedūros gali atsirasti mėlynių, pūslelių, įbrėžimų ar pigmentacijos pokių. Beveik visos odos reakcijos išnyks per savaitę, o pigmentacijos pokytis sumažės per kelias savaites ar mėnesius. Norint išvengti nepageidaujamo poveikio, po procedūros reikia naudoti dieninį kremą su apsaugos nuo saulės faktoriumi arba apsaugos nuo saulės kremą. Taip apsisaugosite, kad nenudegtumėte saulėje. Prietaisas išbandytas ir pripažintas saugiu naudoti, jei laikomasi naudotojo vadove pateiktų nurodymų. Galimas vaistų arba kitų produktų šalutinis poveikis kiekvienam žmogui gali turėti skirtingos įtakos. Kadangi visada yra galimybė, kad retai pasitaikantis arba anksčiau nežinomas šalutinis poveikis gali pasireikšti naudojant šį prietaisą arba bet kurį kitą produktą, jei patirsite šalutinį poveikį, nepamirėtą anksčiau, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Sunku braukti prietaisu per odą / nejauciu siurbimo / poveikis, atrodo, mažesnis nei po ankstesnių procedūrų.	Patikrinkite, ar filtras neužsikimšęs. Išvalykite procedūros antgalį išskalaudami jį tekančiu vandeniu. Jei šveičiamasis žiedas nešvarus, pamerkite antgalį į karštą vandenį su indų plovikliu 5–10 minučių. Valydami galite naudoti šepetėlį. Valydami filtrą laikykite procedūros antgalio viršutinę dalį nukreiptą žemyn, kad nusiplautų nešvarumai, likę filtre. Nusausinkite valymo antgalį nesisipūkuojančiu rankšluosčiu arba leiskite jam nudžiūti. Patikrinkite, ar jaučiate prietaiso siurbimą, nuėmę procedūros antgalį: nuimkite antgalį ir įjunkite prietaisą. Uždėję pirštą ant angos turėtumėte pajusti siurbimą. Jei nejauciate siurbimo, prietaisas gali būti sugadintas. Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Man sunkiai pavyksta atlikti siurbimo procedūrą kaktos srityje.	Pabandykite laikyti prietaisą įvairiais būdais, kol rasite tinkamą sąlyčio kampą tarp procedūros antgalio ir kaktos odos. Prietaisu slinkite per kaktą lėtai. Pabandykite laikyti ranką su prietaisu vietoje, o judinti tik galvą.
Nežinau, kada pradėti naudoti įprastinės procedūros antgalį.	Kai nebejausite šalutinio poveikio naudodami jautrų antgalį, galite išbandyti įprastinės procedūros antgalį. Atkreipkite dėmesį, kad, pirmą kartą naudodami naują procedūros antgalį, galite patirti skirtingą odos reakciją. Duokite odai šiek tiek laiko priprasti prie naujo antgalio.

Satura rādītājs

Ievads	64
Kā darbojas Philips mikrodermabrazijas tehnoloģija	64
Vispārīgs apraksts	65
Svaigil!	65
Lādēšana	67
Sagatavošana lietošanai	68
Ierīces lietošana	68
Tīrīšana un kopšana	70
Uzglabāšana	70
Nomaīņa	71
Piederumu pasūtīšana	71
Vide	71
Garantija un atbalsts	71
Traucējummeklēšana	71

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē

www.philips.com/welcome.

Kas ir VisaCare un kā tas var palīdzēt jūsu ādai? Vecums, bezmiegs, emocionāls stress vai apkārtējā vide var radīt ietekmi uz jūsu ādu. Kad ievērojāt pirmās ādas novecošanās pazīmes un jūsu āda vairs neatjaunojas tik ātri, tai nepieciešama papildu aprūpe un uzmanība. Tāpēc mēs esam radījuši VisaCare, mūsu aizraujoši jauno metodi pirmo novecošanās pazīmju novēršanai, lai iegūtu jauneklīgu ādu. Atkarībā no jūsu ādas varat izjust tūlītēju iedarbību, piemēram, gludu un atjaunotu ādu pēc vienas vai dažām procedūrām. Ādas stingrība un vienmērīgāks ādas tonis ir paredzams 4-6 nedēļu laikā. Varat izmantot VisaCare savās mājās, lai iegūtu gludāku, stingrāku un atjaunotu ādu. VisaCare ir aprīkota ar dubultas darbības sistēmu, kas vienlaikus veic ādas pīlingu un masāžu. Šī sistēma ir efektīvāka, un tā nodrošina labāku kontroles procesu, nekā veicot pīlingu tikai ar rokām. VisaCare ir paredzēta jūsu ikdienas ādas aprūpes uzlabošanai - izmantojiet to pēc ādas tīrīšanas un pirms barojošas maskas, dienas vai nakts krēma uzklāšanas. Pēc procedūras jūsu āda ir labāk sagatavota maskas vai krēma uzsūkšanai. Vai vēlaties sākt? Izmantojiet VisaCare mājas apstākļos divreiz nedēļā, lai iegūtu efektīvus un redzamus rezultātus.

Kā darbojas Philips mikrodermabrazijas tehnoloģija

Philips VisaCare ietilpst DualAction Air Lift & Exfoliation sistēma, kas vienlaikus veic pīlingu un masāžu. Tādējādi tiek veicināts ādas atjaunošanās process stingrākai, gludākai un redzami spīgtākai ādai.

- 1 Pīlinga uzgalis atjauno ādu un padara to gludāku, ar attīrītu tekstūru, kā arī padara to stingrāku, veicinot dabisku šūnu atjaunošanās procesu. Tas saudzīgi izlīdzina negludumus, veicina atslāņošanos un sagatavo ādu labākai jūsu iecienītā krēma uzsūkšanai pēc procedūras.
- 2 Air Lift System™ sniedz maigu, stimulējošu masāžu, kas veicina asins cirkulāciju, vienlaikus likvidējot mirušās ādas šūnas un atjaunojot ādu.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)

- 1 Filtrs
 - 2 Pīlinga gredzens
 - 3 Mikrodermabrāzijas procedūras uzgalis
 - 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - 5 Uzlādes lampiņa un indikators "Zems akumulatora uzlādes līmenis"
 - 6 Rokturis
 - 7 Gaisa izplūde
 - 8 Lādēšanas statīvs
 - 9 Standarta uzgalis normālai procedūrai
 - 10 Jutīgais uzgalis saudzīgai procedūrai
 - 11 Adapteris
 - 12 Mazā kontaktdakša
- Somiņa (nav parādīta)
Tīrīšanas suka (nav parādīta)

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Glabājiet adapteri sausu.
- Neuzlādējiet šo ierīci mitrā vidē (piem., blakus uzpildītai vannai, tekošai dušai vai pie uzpildīta peldbaseina).

Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.
- Lai nesavainotos, nelietojiet šo ierīci vai adapteri, ja tie ir bojāti vai salauzti.
- Ja adapteris ir bojāts, vienmēr nomainiet to ar oriģinālā tipa adapteri, lai novērstu bīstamas situācijas.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Nelietojiet ierīci, ja procedūras uzgalis ir saplīsis, ieplaisājis, bojāts vai netīrs. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet procedūras uzgali. Ja radušās šaubas, nomainiet procedūras uzgali.
- Nelieciet mazā spraudņa ligzdā metālu saturošus materiālus, lai nerastos īssavienojums.
- Šajā ierīcē ir iebūvēts magnēts. Nodrošiniet, lai magnēti būtu drošā attālumā no kardiostimulatoriem. Personas ar ķermenī implantētiem kardiostimulatoriem vai citām ierīcēm nedrīkst atrasties magnētu tuvumā. Pirms šādas personas rīkojas vai nonāk saskarē ar magnētiem, nepieciešams ārsta viedoklis.

Ievēroībai

- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot masāžai, un uzmanīgi noņemiet mirušo augšējo ādas slāni, lai paātrinātu normālu ādas atjaunošanos.
- Neizmantojiet ierīci biežāk kā divreiz nedēļā, jo tas var izraisīt ādas iekaisumu.
- Nelietojiet ierīci kopā ar (skrubi) krēmiem vai ķīmisku vai mehānisku pīlingu, jo tas var izraisīt ierīces un ādas bojājumus.
- Uzklājiet, izmantojiet un uzglabāiet ierīci temperatūrā no 5°C/40°F līdz 35°C/95°F.
- Pilnībā uzlādējiet ierīci vismaz reizi 3 mēnešos, lai uzturētu akumulatora kalpošanas laiku.

VisaCare uzlabo jūsu krēmu un sejas masku uzsūkšanos. Uzlabotas uzsūkšanās rezultātā var rasties negatīva ādas reakcija. Ieteicams nemainīt krēmus pirmās 2-4 VisaCare lietošanas nedēļas. Sākot lietot jaunu krēmu pēc šī laika perioda, vispirms izmēģiniet šo krēmu uz nelielas ādas zonas. Pārtrauciet lietot šo krēmu, ja pēc tā uzklāšanas uz ādas, kas apstrādāta ar VisaCare, redzama negatīva reakcija. Sākot procedūru vai atsākot pēc vairāk nekā 2 nedēļas ilga pārtraukuma, sāciet ar jutīgo uzgali. Tādējādi jūsu āda atkal pieradīs pie procedūras.

Kontrindikācijas un citi brīdinājumi

Šī ierīce ir izstrādāta, lai novērstu sākotnējās sejas novecošanās pazīmes. Ādas epidermas slānim kļūstot plānākam gadu gaitā āreju un iekšēju apstākļu dēļ, izteiktāk redzama raupja āda un fotoboājumi. Ierīce paredzēta izmantošanai galvenokārt uz sejas ādas (izņemot apgabalu zem un virs acīm).

Nelietojiet šo ierīci:

- Ja jums ir ādas infekcijas, vaļējas brūces, izsitumi, apdegumi, saules apdegumi, iekaisums, ekzēma, psoriāze, rozācija, aktīvas infekcijas, piemēram, herpes vīrusus, vai aktīva pūtīšu veidošanās procedūrai paredzētajās zonās.
- Ja jums ir lielas dzimumzīmes, tetovējumi, portvīna plankumi (nervus flammeus), permanents grims vai jebkāda veida ādas iekaisums procedūrai paredzētajās zonās.
- Ja jūsu āda atkopjas pēc kosmētiskas procedūras, piemēram, ķīmiskā vai mehāniskā pīlinga, ādas atjaunošanas ar lāzeru, frakcionētās lāzerslīpēšanas vai mezoterapijas, vai arī jebkādas citas ārstēšanas ar dermālo pildīšanu pēdējo divu nedēļu laikā.
- Ja lietojat medikamentus, kas var ietekmēt jūsu ādu, piemēram, steroīdus vai pūtīšu novēršanas preparātus (akutāns, izotretinoīns vai roakutāns). Konsultējieties ar ārstu.
- Ja jums ir kārpas, nemēģiniet tās likvidēt ar šo ierīci. Tā var veicināt jaunu kārpas parādīšanos.
- Ja jums ir rētas, konsultējieties ar ārstu vai dermatologu, pirms sākt izmantot ierīci.
- Kopā ar jebkādu citu mājas lietošanai paredzētu ādas kopšanas sistēmu, kas nodrošina aktīvo pīlingu.

Vispārīgs ieteikums

- Pēc katras procedūras ieteicams izmantot aizsargkrēmu pret saules apdegumiem ar aizsardzības faktoru (SPF) 30 vai lielāku uz apstrādātajām zonām vismaz 3 dienas.
- Ja jums ir nopietna ādas slimība (tostarp, bet ne tikai melanoma, bazālo šūnu karcinoma, aktīniskā keratoze, melasma, sistēmas sarkanā vilkēde, porfirija, koagulācijas anomālija un kolagēna anomālijas, piemēram, keloīda rētas, apjomīgas rētas vai slikta brūču dzīšanas vēsture), pirms sākt izmantot ierīci, konsultējieties ar ārstu.
- Ja plānojat sauloties (piem., vasaras brīvdienās), ieteicams pārtraukt procedūru vienu nedēļu pirms brīvdienām un visu laiku, kamēr atrodaties saulē.

Elektromagnētiskie lauki (EML)




Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Lādēšana

Ierīces lādēšana


Ierīces uzlāde ilgst aptuveni 8 stundas. Pilnībā uzlādēta ierīce bez vada darbojas līdz 30 minūtes ilgi.

- 1** Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2** Pievienojiet mazo spraudni lādēšanas statīva ligzdā un pievienojiet adapteri sienas kontaktligzdā.



- 3** Ievietojiet ierīci lādēšanas statīvā.

- Uzlādēšanas indikators mirgo baltā krāsā, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta.



- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes lampiņa 30 minūtes deg baltā krāsā. Pēc 30 minūtēm lampiņa nodziest.

Piezīme: Varat izmantot ierīci, pirms akumulators ir pilnībā uzlādēts. Šādā gadījumā tās sniegums un darbības laiks nebūs optimāli.

Indikators ‘Tukšs akumulators’

Kad akumulators ir gandrīz tukšs, lādēšanas lampiņa 4 sekundes mirgo dzeltenā krāsā lietošanas laikā un pēc ierīces izslēgšanas. Akumulatoram joprojām ir pietiekami daudz enerģijas pilnvērtīgai 5 minūšu procedūrai. Kad akumulators ir pilnībā tukšs, ierīce automātiski izslēdzas un lādēšanas lampiņa ļoti ātri mirgo dzeltenā krāsā. Ieteicams uzlādēt ierīci tūlīt pēc lietošanas.

Sagatavošana lietošanai

Pārliecinieties, ka esat uzlādējis ierīci 8 stundas, pirms izmantot to pirmo reizi.

Pagatavošana

Vienmēr notīriet un saudzīgi nosusiniet savu seju, līdz tā ir pilnībā sausa.

Piezīme: Ierīce ir paredzēta tikai sausai lietošanai. Neizmantojiet to uz mitras sejas vai dušā, vai vannā.

Lietošanas padomi

VisaCare tiek piegādāta ar diviem atšķirīgiem procedūras uzgaliem:

- Standarta uzgalis normālai procedūrai
- Jūtīgais uzgalis saudzīgai procedūrai

Pirmo procedūru laikā ieteicams izmantot jutīgo procedūras uzgali, lai redzētu ādas reakciju. Ja āda labi reaģē uz jutīgo uzgali, varat izmēģināt standarta procedūras uzgali. Skatiet nodaļu ‘Traucējummeklēšana’, lai uzzinātu par normālu un nelabvēlīgu ādas reakciju.


Piezīme: Izmantojiet QR kodu uz priekšējā vāciņa vai atveriet saiti, lai noskatītos tiešsaistes video instrukciju par pareizu ierīces izmantošanu.

Ierīces lietošana

Piezīme: Izmantojiet ierīci divreiz nedēļā. Biežāka ierīces izmantošana var izraisīt ādas iekaisumu.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Lietojot ierīci pirmo reizi, pārbaudiet procedūras uzgali uz sava apakšdelma, pirms izmantot to uz sejas. Veiciet izmēģinājumu ar ierīci un pēc tam uzgaidiet aptuveni vienu stundu. Ja iespējamā ādas reakcija neparādās, varat droši izmantot uzgali sejai.

Piezīme: Pirms lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet procedūras uzgali, vai tas nav bojāts. Bojāts procedūras uzgalis var noskrāpēt ādu. Ja procedūras uzgalis ir bojāts, nomainiet to.





Piezīme: Neizmantojiet ierīci bez procedūras uzgaļa, jo tādējādi ādai netiek veikti nekādi uzlabojumi un var rasties nevēlama ādas reakcija.

3 Novietojiet procedūras uzgali uz sejas tā, lai sajūstu sūkšanas spēku. Pārliecinieties, ka vienmēr pastāv pilns kontakts starp procedūras uzgali un apstrādājamo zonu. Taču stingri nespiediet procedūras uzgali uz ādas virsmas.

4 Saudzīgi virziet procedūras uzgali taisnās līnijās. Sāciet no zoda un pēc tam virziet uz vaigiem, pieri un degunu. Apstrādājiet visas zonas.

Padoms. Izmantojiet otru roku, lai nostieptu un turētu ādu, un virziet ierīci projām no rokas. Tādējādi varat vieglāk iegūt atbilstošu sūkšanas jaudu, īpaši uz deniņiem un vaigiem.

Nevirziet ierīci pāri lielām dzimumzīmēm, tetovējumiem, portvīna plankumiem vai permanentajam grimam.

Neapstrādājiet ādu zem vai virs acīm, jo tā ir plāna un delikāta. Kad apstrādājat smalkas līnijas acs malā, novietojiet otras rokas pirkstu plakstiņa stūrī un virziet ierīci projām no pirksta deniņu virzienā.

Piezīme: Neturiet procedūras uzgali vienā vietā pēc tā uzlikšanas uz ādas.

5 Atkarībā no jūsu ādas stāvokļa, sāciet katras zonas apstrādi 2-4 reizes. Kad āda ir pieradusi pie procedūras, palieliniet līdz 4-6 reizēm vai sāciet izmantot standarta procedūras uzgali. Kad izmantojat standarta procedūras uzgali, sāciet katras zonas apstrādi 3-4 reizes. Kad jūsu āda ir pieradusi pie procedūras, palieliniet līdz 4-6 reizēm.

6 Pēc visu zonu apstrādes nospiediet iesl./izsl. pogu, lai izslēgtu ierīci. Pilnas procedūras izpilde ilgst aptuveni 5 minūtes.


Atkarībā no ādas tipa var rasties silta un kņudinoša sajūta un āda var kļūt mazliet sāra. Tas ir īslaicīgs efekts, kam būtu jāizzūd 5-10 minūšu laikā.


Padoms. Zonās, kur grūtāk panākt pilnu saskari ar ādu, piemēram, uz pieres, izmēģiniet citus ierīces turēšanas veidus. Izmēģiniet vertikālas un horizontālas kustības, lai atrastu vislabāko paņēmieni pareizas saskares nodrošināšanai. Jūs varat arī turēt roku nekustīgi un tā vietā kustināt galvu.

Ja radušās aizdomas par ierīces bojājumu (piemēram, pēc nomešanas vai atsišanas), rūpīgi pārbaudiet procedūras uzgali. Ja uzgalis ir bojāts, nomainiet to. Neizmantojiet bojātu procedūras uzgali, jo tas var izraisīt skrāpējumus.

Pēc procedūras


Pēc procedūras uzklājiet barojošu masku, dienas krēmu vai nakts krēmu un izmantojiet aizsarglīdzekļus pret saules iedarbību, kad dodaties ārpus mājām. 3 dienas neizmantojiet nevienu citu mehānisku vai ķīmisku pīlinga metodi. Neveiciet elektrolīzi, sejas vaksāciju, kā arī neizmantojiet depilatorus 3 dienu laikā pēc ierīces lietošanas. Varat lietot grīmu tūlīt pēc procedūras.




Tīrīšana un kopšana

Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Neizmantojiet ķīmiskas vielas ierīces tīrīšanai. Nekad neizmantojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu, lai tīrītu ierīci.

1 Pirms sākt ierīces tīrīšanu, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta.



2 Noņemiet procedūras uzgali no ierīces.



3 Nomazgājiet procedūras uzgali karstā ūdenī, izmantojot mazliet mazgāšanas līdzekļa. Ja pilinga gredzens ir netīrs, iemērciet uzgali karstā ūdenī ar tīrīšanas līdzekli 5-10 minūtes. Tīrīšanai varat izmantot birsti. Tīriet filtru, kad procedūras uzgalis ir apvērsts otrādi, lai izskalotu filtrā atlikušos netīrumus. Nosusiniet procedūras uzgali ar bezplūksnu dvieli vai ļaujiet izžūt.



4 Notīriet rokturi ar mitru drānu.

5 Uzlieciet sauso procedūras uzgali atpakaļ uz ierīces.

6 Noslaukiet lādēšanas statīvu ar mitru drānu.

Bīstami! Vienmēr sargiet adapteri un lādēšanas statīvu no mitruma. Nekad neskalojiet tos krāna ūdenī un neiemērciet ūdenī.

Notīriet procedūras uzgali pēc katras lietošanas reizes higiēnas apsvērumu dēļ un lai novērstu filtra aizsērēšanu. Procedūras uzgali tīrīšanai izmantojiet tikai tīrīšanas līdzekli vai spirta šķīdumu (maks. 70%).

Uzglabāšana

Uzglabājiet ierīci ar pievienotu procedūras uzgali lādēšanas statīvā vai somiņā.

Piezīme: Neuzglabājiet mitru procedūras uzgali uz ierīces vai somiņā.

Nomaiņa

Nodilusi un abrazīva struktūra var izraisīt ādas kairinājumu. Tāpēc procedūras uzgalis jānomaina ik pēc 6 mēnešiem vai agrāk, ja abrazīvā struktūra ir deformēta vai bojāta. Nomaiņas uzgaļi ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē. Procedūras uzgaļi iespējams identificēt pēc produkta koda. Šo kodu varat atrast procedūras uzgaļa iekšpusē.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.shop.philips.com/service** vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakta informāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

Vide



- Pēc ierīces darbību beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt vidi.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma

Risinājums

Es nezinu, vai ierīce ir piemērota izmantošanai uz manas ādas.

Lūdzu, izlasiet sadaļu "Kontrindikācijas un citi brīdinājumi" nodaļā "Svarīgi". Ieņemiet viedību, vai ierīce ir piemērota jūsu ādai.

Ierīce nesāk uzlādēties.

Pārbaudiet, vai kontaktligzda, kurai pievienojat ierīci, darbojas. Pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. Pārbaudiet, vai esat pareizi ievietojis ierīci statīvā. Ja izmantojat kontaktligzdu vannasistabā, iespējams, jāieslēdz gaisma, lai aktivizētu ligzdu. Ja lampiņa uz ierīces joprojām neiedegas vai ierīce joprojām netiek uzlādēta, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Risinājums
Ierīce vairāk nedarbojas.	Uzlādējiet ierīci atbilstoši šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Pārbaudiet, vai nav radies strāvas padeves pārtraukums un vai sienas kontaktligzda darbojas. Pārbaudiet, iedegas lādēšanas lampiņa uz ierīces, lai zinātu, ka ierīce tiek uzlādēta. Pārliecinieties, ka nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga. Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.
Ierīce nedarbojas, kad tā tiek uzlādēta.	Tas ir drošības līdzeklis. Ierīce nav paredzēta darbībai uzlādes laikā. Ļaujiet ierīcei uzlādēties aptuveni 1 stundu, lai veiktu 5 minūtes ilgu procedūru.
Nevaru iegūt optimālus rezultātus, izmantojot ierīci uz mitras ādas.	Lietojiet ierīci tikai uz sausas ādas. Ierīce darbojas optimāli tikai uz sausas ādas.
Mana āda reaģē uz procedūru, kas veikta ar ierīci.	Šī procedūra var izraisīt nelielu apsārtumu uzreiz pēc procedūras. Procedūras laikā, iespējams, izjutīsiet siltu, kņudinošu sajūtu. Šie efekti parasti izzūd dažu minūšu laikā un lielākoties tiek raksturoti kā patīkami. Iespējams, ka āda kļūs sausa vai plēkšņaina, ilgstoši sāra vai pietūkusi. Šādā gadījumā, iespējams, esat piespiedis ierīci pārāk spēcīgi uz savas sejas vai apstrādājis vienu un to pašu zonu vairākas reizes. Mēģiniet lietot mazāku spiedienu uz ierīci nākamās procedūras laikā vai apstrādāt zonu mazāk reižu. Retos gadījumos ierīce var izraisīt zilumu vai tūlzni, skrāpējumu vai pigmentācijas maiņu. Gandrīz visas ādas reakcijas izzūdīs nedēļas laikā, pigmentācijas maiņa samazināsies vairāku nedēļu vai mēnešu laikā. Lai izvairītos no iespējamām blakusparādībām, pēc procedūras izmantojiet dienas krēmu ar faktoru aizsardzībai pret sauli vai krēmu aizsardzībai pret sauli. Tas palīdz novērst saules apdegumus. Ierīce ir testēta un apstiprināta drošai izmantošanai atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai. Medikamenti vai produkti un to iespējamās blakusparādības var dažādi ietekmēt konkrētus individuus. Tā kā vienmēr pastāv iespēja, ka var rasties reta vai iepriekš nezināma blakusparādība, izmantojot šo ierīci vai citu produktu, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, ja radusies iepriekš neminēta blakusparādība.
Grūti virzīt ierīci pa ādu/nejūtu sūkšanu/ efekts šķiet mazāks nekā pēc iepriekšējām procedūrām.	Pārbaudiet, vai filtrs nav aizsērējis. Notīriet procedūras uzgali, noskalojot tekošā ūdenī. Ja pilinga gredzens ir netīrs, iegremdējiet uzgali karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli uz 5-10 minūtēm. Varat izmantot tīrīšanas birstīti, lai iztīrītu uzgali. Noteikti tīriet filtru, kad procedūras uzgali ir apvērsts otrādi, lai izskalotu filtrā esošos netīrumus. Nosusiniet procedūras uzgali ar bezplūksnu dvieļi vai ļaujiet izžūt. Pārbaudiet, vai jūtat ierīces sūkšanas jaudu, kad procedūras uzgali ir noņemts: noņemiet uzgali un ieslēdziet ierīci. Ievietojot pirkstu atverē, sajūtīsiet sūkšanu. Ja nejūtat sūkšanas spēku, ierīce var būt bojāta. Lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.
Radušās grūtības uzturēt sūkšanas jaudu uz pieres.	Izmēģiniet dažādus veidus, kā turēt ierīci, lai atrastu pareizo leņķi procedūras uzgaļa pareizai saskarei ar ādu. Virziet ierīci lēnām pāri pieri. Varat izmēģināt turēt roku nekustīgi un kustināt galvu.
Nezinu, kad sākt izmantot standarta procedūras uzgali.	Tiklīdz vairs nav jūtamas blakusparādības pēc jutīgā procedūras uzgaļa izmantošanas, varat izmēģināt standarta procedūras uzgali. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmo reizi izmantojot jaunu procedūras uzgali, iespējams, radīsies atšķirīga ādas reakcija. Dodiet ādai laiku pierast pie jaunā uzgaļa.

Sisukord

Sissejuhatus	73
Kuidas Philipsi Microdermabrasion tehnoloogia töötab?	74
Üldine kirjeldus	74
Tähtis	74
Laadimine	76
Kasutamiseks valmistumine	77
Seadme kasutamine	78
Puhastamine ja hooldus	79
Hoiundamine	80
Osade vahetamine	80
Tarvikute tellimine	80
Keskkond	80
Garantii ja tugi	80
Veaotsing	81

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsit! Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks registreerige oma toode saidil **www.philips.com/welcome**.

Mis on VisaCare ja kuidas saab see teie nahka aidata? Vanus, vähene uni, emotsionaalne stress või keskkonnamõjud võivad teie nahale halba mõju avaldada. Juba enne seda, kui hakkate oma nahal täheldama esimesi vananemise tunnuseid ja teile näib, et teie nahk ei taastu enam nii kiiresti, vajab teie nahk täiendavat hoolitsust ja tähelepanu. Just sel põhjusel töötasimegi välja oma VisaCare'i nahahooldussüsteemi - põneva uue lähenemisviisi, et saaksite pöörata tähelepanu esimestele vananemise ilmingutele ja tunda rõõmu nooruslikust nahast ka homme ja ülehomme. Sõltuvalt teie naha seisundist, võite märgata esimesi tulemusi kohe - näiteks võib teie nahk olla siledam ja pakatada elujõust juba pärast esimest või paari esimest protseduuri. Pringim nahk ja ühtlasem jume saavutatakse tavaliselt 4-6 nädalaga. Selleks, et nautida siledamat, pringimat ja elujõust pakatavat nahka, saate mugavalt oma kodus kasutada VisaCare'i nahahooldussüsteemi. VisaCare sisaldab kahetoimelist hooldussüsteemi, mis koorib ja masseerib ühtaegu. Sellise süsteemi kasutamine on tõhusam ja sihipärasem, kui naha koorimine üksnes käte abil. Kasutage teie olemasolevate hooldusprotseduuride tõhustamiseks loodud VisaCare'i pärast naha puhastamist ja enne niisutava maski, päeva- või öökreemi nahale kandmist. Pärast hooldust on teie nahk paremini ette valmistatud maskis või kreemis sisalduva niiskuse endasse imamiseks. Olete valmis alustama? Kasutage VisaCare'i hooldussüsteemi kodus kaks korda nädalas - nii saate nautida tõelisi ja nähtavaid tulemusi.

Kuidas Philipsi Microdermabrasion tehnoloogia töötab?

Philipsi VisaCare sisaldab DualAction Air Lift & Exfoliation süsteemi, mis masseerib ja koorib ühtaegu. See stimuleerib naha uuendamisprotsessi, et nahk oleks pringim, siledam ja silmnähtavalt säravam.

- 1 Stimuleerides nahale loomupärast rakkude uuendamisprotsessi, uuendab kooriv otsak nahka ja toob esile siledama, puhtama tekstuuriga, pringima naha. Otsak eemaldab õrnalt kareduse ja ketenduse, et nahk oleks puhtam, ning valmistab selle ette, et teie lemmikkreem imenduks pärast hooldust paremini.
- 2 Air Lift System TM tekitab õrnad, stimuleerivad masseerimisliigutused, mis soodustavad vereringet ning eemaldavad samal ajal surnud naharakud ja annava nahale uut elujõudu.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- 1 Filter
 - 2 Koorimisrõngas
 - 3 Hooldusotsak Microdermabrasion tehnoloogia jaoks
 - 4 Toitenupp
 - 5 Laadimise märgutuli koos aku laetuse näidikuga
 - 6 Käepide
 - 7 Õhu väljavoolu ava
 - 8 Laadimisalus
 - 9 Tavaotsak tavaliseks hoolduseks
 - 10 Tundlik otsak õrnaks hoolduseks
 - 11 Adapter
 - 12 Väike pistik
- Kott (pole näidatud)
Puhastusharjake (pole näidatud)

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Hoidke adapterit kuivana.
- Ärge laadige seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või voolava duši läheduses või veega täidetud ujumisbasseini läheduses).

Hoiatus

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva adapteriga.
- Vigastuste ärahoidmiseks ärge kasutage seadet või adapterit, kui need on kahjustatud või katki.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohtliku olukorra vältimiseks alati originaalvaruosa vastu välja vahetada.
- Adapteris on muundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.

- Ärge kasutage seadet, kui otsak on katki, lõhenenud, kahjustatud või must. Kontrollige otsakut alati enne kasutamist. Kui kahtlete, asendage otsak uuega.
- Lühise tekke vältimiseks ärge sisestage väikese pistiku pessa metalli sisaldavaid esemeid.
- Käesolevas seadmes on magnet. Hoidke magnetid südamestimulaatoritest eemal. Inimesed, kellel on südamestimulaator või mõni muu organismi paigaldatud seade, ei tohiks magnetite läheduses olla. Enne magnetitega kokku puutumist peavad need isikud konsulteerima meditsiinispetsialistiga.

Ettevaatust

- Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks kui masseerimiseks ja pealmise surnud nahakihi õrnaks eemaldamiseks, et kiirendada seeläbi naha loomupärast uuenemist.
 - Ärge kasutage seadet üle kahe korra nädalas, sest see võib põhjustada nahaärritust.
 - Ärge kasutage seadet koos koorimiskreemi või keemiliste või mehhaaniliste koorimisvahenditega, sest see võib seadet ja teie nahka kahjustada.
 - Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 5–35 °C.
 - Aku tööea säästmiseks laadige seade täis vähemalt iga kolme kuu tagant.
- VisaCare intensiivistab kreemide ja näomaskide imendumist. Tänu intensiivsemale imendumisele võite nahal täheldada aga negatiivseid reaktsioone. Soovitame kreeme mitte vahetada esimese 2-4 nädala jooksul, mil VisaCare'i tehnoloogiat kasutate. Kui võtate pärast nimetatud perioodi kasutusele uue kreemi, proovige seda kõigepealt kasutada väiksel piirkonnal. VisaCare'iga hooldatud nahal negatiivse nahareaktsiooni ilmnemisel lõpetage kreemi kasutamine. Hooldusega alustades või selle jätmisel pärast 2 nädala pikkust pausi, kasutage alguses uuesti tundlikku otsakut. Nii saab nahk taas hooldusega harjuda.

Vastunäidustused ja muud hoiatused

Käesolev seade on välja töötatud selleks, et pöörata tähelepanu näonaha vananemise esimestele ilmingutele. Sedamööda, kuidas epidermis aastatega väliste ja sisemiste tegurite mõjul õhemaks muutub, on nahakonarused ja päikesekahjustused üha selgemalt näha. Seade keskendub näonahale (v.a piirkond silmade all ja kohal).

Ärge kasutage seadet:

- kui teil on hooldatavates piirkondades nahainfektsioonid, lahtised haavad, lööbed, põletushaavad, päikesepõletused, põletikud, ekseem, psoriaas, rosatsea, aktiivsed infektsioonid nagu herpes või aktiivsed aknepuhagud;
- kui teil on hooldatavates piirkondades suured sünnimärgid, tätoveeringud, tulemärgid, püsimeik või mõni muu nahaärritus;
- kui nahk taastub veel mõnest viimase kahe nädala jooksul teostatud kosmeetilisest protseduurist, nagu näiteks keemiline või mehaaniline koorimine, laserlihvimine, fraktsionaalne laserhooldus või mesoteraapiline hooldus või mõni muu nahahooldusprotseduur koos ilusüstidega;
- kui te manustate ravimeid, mis võivad nahale toimet avaldada, näiteks steroide või akneravimeid (akutaanm, isotretinoiin või roakutaan). Pidage nõu arstiga;

- kui teil on soolatüükad, ärge proovige neid käesoleva seadmega kõrvaldada. Soolatüükad võivad selle tagajärjel levida laiemale piirkonnale;
- kui teil on armid, pidage enne seadme kasutama hakkamist nõu arsti või nahaarstiga;
- koos mõne muu kodus kasutatava nahahooldussüsteemiga, mis hõlmab aktiivset koorimiskomponenti.

Üldine soovitus

- Pärast igat hooldust on soovitatav kasutada hooldatud piirkondadel vähemalt kolme päeva vältel päikesekreemi kaitsefaktoriga vähemalt SPF30.
- Kui teil on mõni tõsine nahaseisund (kaasa arvatud, kuid mitte ainult (melanoom, basaarakuline vähk, aktiinne keratoos, melasma, süsteemne erütematoosne luupus, porfüüria, koagulatsioonihäired ja kollageeniga seotudhäired nagu näiteks keloidi haavad, ülemäärane armide moodustumine või varasem haavade kehv paranemine), pidage enne seadme kasutama hakkamist nõu arstiga.
- Kui plaanite mõnuleda päikese käes (nt suvepuhkus), soovitage hoolduse katkestada üks nädal enne puhkust ja seda senikauaks, kuni puutute ulatuslikult päikesega kokku.

Elektromagnetväljad (EMF)



See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.


Laadimine

Seadme laadimine


Seadme laadimiseks kulub umbes 8 tundi. Täislaetud seadme juhtmeta tööaeg on kuni 30 minutit.

- 1** Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- 2** Sisestage seadme väike pistik laadimisaluse pessa ja lükake adapter seinakontakti.
- 3** Asetage seade laadimisalusele





- Laadimise tähistamiseks vilgub laadimise märgutuli laadimise ajal valgelt.



- Kui aku on täielikult laetud, põleb laadimise märgutuli pidevalt 30 minutit. Märgutuli kustub 30 minuti pärast.

Märkus: Võite kasutada seadet ka enne kui aku on täielikult laetud. Kuid selle jõudlus ja tööaeg ei ole sellisel juhul optimaalsed.

„Aku tühi” näidik

Kui aku on peaaegu tühi, vilgub laadimise märgutuli kasutamise ajal ja pärast seadme väljalülitamist 4 sekundi jooksul oranžilt. Akus veel piisavalt energiat 5-minutilise protseduuri jaoks. Kui aku on täiesti tühi, lülitub seade automaatselt välja ning laadimise märgutuli vilgub oranžilt väga kiiresti. Seadet on soovitatav kohe pärast kasutamist laadida.

Kasutamiseks valmistumine

Veenduge, et olete seadet enne esimest kasutuskorda 8 tundi laadinud.

Ettevalmistus

Puhastage alati nägu ja kuivatage seda õrnalt, kuni see on täiesti kuiv.

Märkus: Seade on mõeldud ainult kuivkasutuseks. Ärge kasutage seda märjal näol või duši all või vannis.

Komplektis olevad otsakud



VisaCare'il on kaasas kaks erinevat hooldusotsakut:

- Tavaotsak tavaliseks hoolduseks
- Tundlik otsak õrnaks hoolduseks

Soovitame teil esimeste hoolduste käigus kasutada tundlikku hooldusotsakut, et näha, kuidas teie nahk reageerib. Juhul, kui nahk reageerib tundlikule otsakule hästi, võite katsetada tavaotsakut. Normaalsed ja kahjulikud nahareaktsioonid on ära toodud peatükis "Veatsing".

Märkus: Kasutage pakendi esiküljel olevat QR-koodi l või linki, et vaadata veebivideot juhistega seadme õige kasutamise kohta.

Seadme kasutamine



Märkus: Kasutage seadet kaks korda nädalas. Seadme sagedasem kasutamine võib põhjustada nahaärritusi.

- 1** Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
- 2** Seadet esimest korda kasutades katsetage hooldusotsakut kõigepealt oma käsivarrel. Liigutage seadet käsivarrel ja oodake seejärel umbes tund aega. Juhul, kui võimalik nahareaktsioon kahaneb, võite seadet ohutult oma näol kasutada.

Märkus: Vaadake hooldusotsak alati enne kasutamist üle, et kontrollida ega see kahjustatud ei ole. Kahjustatud hooldusotsak kraabib teie nahka. Kui otsak on kahjustatud, asendage see uuega.

Märkus: Ärge kasutage seadet ilma hooldusotsakuta, kuna see ei tee teie nahale head ja võib põhjustada soovimatu nahareaktsiooni.

- 3** Pange hooldusotsak vastu oma nägu selliselt, et tekiks vaakum. Hoollitsege selle eest, et hooldusotsaku ja hooldatava piirkonna vahel oleks alati täielik nahakontakt. Ärge suruge hooldusotsakut siiski kõvasti vastu naha pinda.
- 4** Liigutage hooldusotsakut õrnalt ja sirgjooneliselt. Alustage lõuast ja liikuge seejärel põskede, lauba ja nina juurde. Kontrollige, et ükski koht ei jääks vahele.

Nõuanne: Pinguldage ja hoidke nahka teise käega kinni ning liigutage teise käega seadet suunaga käest eemale. Nii on lihtsam korraldada vaakumit saavutada, eeskätt oimukohtadel ja põskedel.

Ärge liikuge seadmega üle suurte sünnimärkide, tätoveeringute, tulemärkide või püsimeigitud kohtade.

Ärge kasutage seadet silma all või selle kohal, kuna nahk on seal õhuke ja õrn. Kui liigute seadmega üle silmanurgas olevate peenikeste kortsukeste, pange teise käe sõrm silmanurgale ja liigutage seadet suunaga sõrmest eemale ja oimukoha poole.

Märkus: Kui olete hooldusotsaku pannud vastu nahka, ärge hoidke seda ühe koha peal paigal.

- 5** Sõltuvalt naha seisundist, hooldage iga piirkonda 2-4 korda. Kui nahk on protseduuriga harjunud, suurendage hoolduskordade arvu 4-6-ni või hakake kasutama tavaotsakut. Tavaotsaku kasutamisel alustage 3-4 korrast ning kui nahk on hooldusega harjunud, suurendage arvu 4-6ni.
- 6** Kui olete kõiki piirkondi hooldanud, vajutage seadme välja lülitamiseks sisse/väljalülitamise nuppu. Täielik hooldusprotseduur võtab aega ligikaudu 5 minutit.

Sõltuvalt naha tüübist võite nahal tunda sooja või pakitsevat tunnet ning nahk võib muutuda kergelt punaseks. See on ainult ajutine ning peaks taanduma 5-10 minutiga.


Nõuanne. Piirkonades, kus täielikku nahakontakti on keeruline saavutada (nt laup), proovige seadet erineval viisil hoida. Nahaga korraliku kontakti saavutamiseks parima viisi leidmiseks proovige teha nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid liigutusi. Samuti võite hoida kätt paigal ja liigutada hoopiski pead.

Kui te kahtlustate, et seade on kahjustunud (näiteks pärast kukkumist või äralöömist), kontrollige hooldusotsakut hoolikalt. Kui otsak on kahjustunud, vahetage see uue vastu välja. Ärge kasutage kahjustunud hooldusotsakut, kuna see võib nahka kriimustada.

Pärast töötlemist


Pärast protseduuri kandke nahale niisutav mask, päeva- või öökreem ning hoolitsege selle eest, et välja minnes kannaksite nahale päevituskreemi. Ärge kasutage 3 päeva jooksul mingeid muid mehhaanilise või keemilise koorimise meetodeid. Ärge kasutage elektrepilatsiooni, näo vahatamist või depilatsioonivahendeid 3 päeva pärast seadme kasutamist. Meikimisvahendeid võib kasutada kohe.

Puhastamine ja hooldus




Ärge kastke seadet vette. Ärge kasutage selle puhastamiseks keemilisi vahendeid. Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.

1 Enne seadme puhastamist veenduge, et see on välja lülitatud.



2 Eemaldage hooldusotsak seadme küljest.



3 Puhastage hooldusotsak kraani all kuuma vee ja nõudepesuvahendiga. Juhul, kui koorimisrõngas on must, laske sellel kuumas nõudepesuvahendit sisaldavas vees 5-10 minutit seista. Puhastamiseks võite kasutada harja. Kontrollige, et filtri puhastamisel oleks hooldusotsak alaspidi, et filtris olev mustus välja voolaks. Kuivatage hooldusotsak ebemeteta rätikuga või laske sellel õhu käes kuivada.



4 Puhastage käepide niiske lapiga.

5 Pange kuiv hooldusotsak tagasi seadme külge.

6 Puhastage laadimisalust niiske lapiga.

Hädaoht: Veenduge alati, et adapter ja laadimisalus on kuivad. Ärge kunagi loputage neid kraani all ega kastke neid vette.

Puhastage hooldusotsakut alati pärast kasutamist - see tagab hügieenilisuse ja aitab vältida filtri ummistumist. Hooldusotsaku puhastamiseks kasutage üksnes nõudepesuvahendit või alkoholilahust (maks. 70%).

Hoiundamine

Kui hooldusotsak on seadme küljes, hoiustage seda laadimisalusel või kotis.

Märkus: Ärge hoidke märga hooldusotsakut seadme küljes ega kotis.

Osade vahetamine

Kulunud ja abrasiivne pind võib põhjustada nahaärritusi. Seega tuleks hooldusotsak uuega asendada iga 6 kuu järel või varem juhul, kui abrasiivne pind on deformeerunud või kahjustatud. Asendusotsakud on saadaval meie veebilehel. Hooldusotsaku tuvastamiseks saab kasutada tootekoodi. Tootekoodi leiате hooldusotsaku seest.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte **www.shop.philips.com/service** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Keskkond



- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulka, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitate te hoida loodust.

Garantii ja tugi





Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte **www.philips.com/support** või lugege läbi üleilmne garantiileht.


Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
Ma ei tea, kas seade sobib kasutamiseks minu nahal.	Palun lugege lõiku "Vastunäidustused ja muud hoiatused" peatükis "Tähtis", et kontrollida, kas seade on teie naha jaoks sobiv.
Seade ei hakka laadima.	Kontrollige, et pisikupesas, millesse seadme ühendate, on vool. Kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. Kontrollige, kas asetate seadme korralikult alusele. Kui kasutate vannitoas olevat pistikupesa, peate pistiku aktiveerimiseks võib-olla tule põlema panema. Juhul, kui seadmel olev tuli ikka ei sütti või kui seade ikka ei lae, võtke ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Seade lõpetas töötamise.	Laadige seadet vastavalt selles kasutusjuhendis toodud juhisteile. Kontrollige, ega tegemist pole voolukatkestusega või kas seinakontaktis on vool. Kontrollige, kas laadimise märgutuli seadmel süttib, veendumaks, et seade laeb. Veenduge, et vajutasite toitenuppu korralikult. Kui seade ikkagi tööle ei hakka, võtke ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Seade ei tööta laadimise ajal.	Tegemist on turvameetmega. Seade ei ole mõeldud laadimise ajal kasutamiseks. Laske seadmel 5- minutiliseks hoolduseks laadida ligikaudu tund aega.
Ma ei saavuta optimaalset tulemust, kui kasutan seadet määral nahal.	Kasutage seadet üksnes kuival nahal. Seade töötab optimaalselt ainult kuival nahal.
Mu nahk reageerib seadmega läbiviidud protseduurile.	Käesolev hooldusprotseduur võib põhjustada naha mõõdukat punetust vahetult pärast hooldust. Protseduuri ajal võite tunda nahal sooja või pakitsevat tunnet. See tunne kaob tavaliselt mõne minuti jooksul ja üldjuhul peetakse seda tunnet meeldivaks. On võimalik, et nahk muutub kuivaks või ketendavas, on püsivalt punetav või paistev. Sellisel juhul surusite seadet võib-olla liiga tugevasti vastu näonaha või liikusite üle sama piirkonna liiga palju kordi. Proovige järgmisel korral avaldada seadmele väiksemat survet või mitte liikuda seadmega üle sama koha nii mitmel korral. Harvadel juhtudel võib seade tekitada sinakaid laike või ville, kriimustusi või pigmendimuutusi. Peaaegu kõik nahareaktsioonid kaovad nädalaga, pigmendimuutus kahaneb mõne nädala või paari kuuga. Võimalike kõrvaltoimete vältimiseks kasutage pärast hooldust päikesekaitsefaktoriga päevakreemi või päikesekreemi. See aitab päikesepõletusi vältida. Seadet on katsetatud ja see on tunnistatud ohutuks juhul, kui seda kasutatakse kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Ravimid või tooted ja nende võimalikud kõrvaltoimed võivad erinevaid inimesi mõjutada erineval viisil. Kuna alati on oht, et käesoleva seadme või mõne teise toote kasutamisel võivad ilmned harvad või varem teadmata kõrvaltoimed, võtke palun ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega juhul, kui kogete mõnda ülal nimetatud kõrvaltoimet.

Probleem	Lahendus
Seadet on raske üle naha liigutada/ma ei tunne, et tekiks vaakum/toime näib olevat väiksem, kui varasematel kordadel.	Kontrollige, ega filter pole ummistunud. Puhastage hooldusotsakut kraani all loputades. Juhul, kui koorimisrõngas on must, laske sellel kuumas nõudepesuvahendit sisaldavas vees 5-10 minutit seista. Puhastamiseks võite kasutada puhastusharja. Kontrollige, et filtri puhastamisel oleks hooldusotsak alaspidi, et filtris olev mustus välja voolaks. Kuivatage hooldusotsak ebemeteta rätikuga või laske sellel õhu käes kuivada. Kontrollige vaakumi tekkimist, kui hooldusotsak on seadme küljest eemaldatud - eemaldage otsak ja lülitage seade sisse. Kui panete sõrme avale, peaksite tundma, kuidas tekib vaakum. Kui te seda ei tunna, võib seade olla katki. Palun võtke ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega.
Mul on raske hoida seadet laubal nii, et tekiks vaakum.	Hooldusotsaku jaoks õige nurga leidmiseks proovige seadet erineval viisil hoida, et laubal tekiks hea nahakontakt. Hoolitsege selle eest, et liigutaksite seadet aeglaselt üle lauba. Te võite proovida käsi paigal hoida ja liigutada hoopiski oma pead.
Ma ei tea, millal hakata kasutama tavaotsakut.	Tavaotsakut võite hakata kasutama kohe, kui tundliku hooldusotsaku kasutamisel ei ilmne kõrvaltoimeid. Pange tähele, et uue hooldusotsaku esmakordsel kasutamisel võite kogeda teistsugust nahareaktsiooni. Andke oma nahale natuke aega uue otsakuga harjumiseks.





ALWAYS THERE TO HELP YOU

Register your product for further support at:
www.philips.com/welcome

SC6240