





1




2




3




4




5



6



7



8



Introduction

Congratulations on your Eye Brightener purchase and welcome to Philips! Philips Eye Brightener is designed to combat puffiness, fatigue, dryness and dark circles and prevent early fine lines forming around the eyes, giving you brightened, refreshed eyes whenever and wherever you need. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Multi-temperature surface
 - 2 Acupoint stimulus surface
 - 3 Light and sound guides
 - 4 Treatment modes: Refresh, Relax, Detox
 - 5 On/off button
 - 6 Battery indicator
 - 7 Socket for micro USB plug
 - 8 USB cable
 - 9 Travel pouch (only available for selected models)
- USB supply unit (HX9200)*

*The supply unit is not supplied with the appliance, but is available separately. If you want to obtain a USB supply unit, only buy the Philips USB supply unit, type HX9200. See chapter 'Ordering accessories' for more information on how to obtain the USB supply unit.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance, the USB cable and the USB supply unit* dry (Fig. 2).
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use this appliance close to a bathtub, shower or other containers, filled with water.
- If you want to charge the appliance with a supply unit, only use Philips USB supply unit type HX9200*.
- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not insert material into the USB socket to avoid short-circuiting.
- Do not use the appliance if the treatment head or massage pad is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the treatment head before use.
- Do not apply pressure on your eyeball.

- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution

- Do not use the appliance, the USB cable or the USB supply unit* if it is damaged.
- If the USB supply unit* is damaged, always replace it with one of the original type, in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance for any other purpose than gently treating the upper and lower eyelids and the full eye.
- It is advised to use no more than 3 modes per day.
- Use the appliance at an ambient temperature between 15 °C/40 °F and 30 °C/90 °F.
- Charge and store the appliance at an ambient temperature between 5 °C/40 °F and 35 °C/95 °F.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance with other people.
- The treatment may lead to mild redness directly after the treatment, because the blood flow will be influenced. You may experience a warm, tingly sensation during the treatment. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. If you still experience these skin reactions one hour after the treatment, consult your physician.

General

- If you have a significant skin condition (including, but not limited to, melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your physician before you start using the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

*The USB supply unit is not supplied with the appliance, but is available separately. If you want to charge the appliance with the supply unit, only use the Philips USB supply unit (HX9200). Contact the Consumer Care Center to obtain this supply unit (see 'Ordering accessories').

Contraindications and other warnings

The following conditions may be contraindications for use of this appliance:

- Conditions of (or having a possible impact on) the skin.
- Conditions that influence heat perception or fine motor skills.
- Recent surgery, cosmetic treatment or current implants in the eye area.
- The use of medication that could influence the skin, heat perception or fine motor skills.

If any of the above conditions apply to you, always consult your physician before you start using the appliance.

Charging the appliance

- Make sure the appliance is fully charged before you use it for the first time. If the rechargeable battery is empty when you want to use the appliance, charge it for 15-20 minutes to be able to perform one treatment (Refresh, Relax, Detox).
- A fully charged appliance provides approximately the following number of treatments:
 - 23 treatments in Refresh mode;
 - or 28 treatments in Relax mode;
 - or 13 treatments in Detox mode.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the micro USB plug in the socket of the appliance and put the USB plug into the charging device. The appliance can not be used while charging. During charging the battery indicators flashes white until full.
- 3 When the battery is fully charged, the battery indicator lights up white continuously and goes out after 30 min.

Battery-low indicator

When the battery is almost empty, the battery indicator flashes amber constantly during use. The battery still contains enough energy for at least one treatment. When the battery is empty, the battery indicator lights up amber and the appliance switches off right away.

Preparing for use

Always clean and completely dry your face before use.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

Using the appliance

Before you start the treatment, make sure you take off your glasses. If you wear contact lenses, it is advised to take them out.




Note: It is advised to use no more than 3 modes per day.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.
- 2 Before using the appliance in your eye area, it is advised to put the treatment head on your forearm to check the temperature.
- 3 Choose one of the 3 modes below by pressing the on/off button. Make movements according to the schedule below:

Mode	Temperature	Treatment duration	Application area	How to apply	Expected effect
Refresh	Cool at approx. 19 °C.	Ready to use in approx. 30 sec, treat 60 sec per eye.	Above the eyelid and under the eye	Make tapping movements from nose to ear. Note: Do not apply this treatment on the eyeball.	Reduces puffiness and refreshes.
Relax	Warm at approx. 40 °C.	Ready to use in approx. 30 sec, treat 120 sec per eye.	Full eye	Gently place and hold the treatment head stable on a closed eye. Note: Do not apply pressure/movements on your eye.	Relieves eye fatigue and dryness.

Detox	Combination mode: warm at approx. 40 °C acupoint stimulation at room temperature and cold at approx. 19 °C.	Ready to use in approx. 30 sec, treat 90 sec warm, 30 sec acupoint stimulation and 15 sec cool. Wait approx. 30 seconds before going to the second eye.	Under the eye	For warm and cold setting, make tapping movements. For massage setting, make stroke movements from nose to ear. Note: Do not apply this treatment on the eyeballs.	Combats dark circles and prevents early fine lines.
-------	--	--	---------------	--	---

- 4 After selecting the mode, the light guide flashes to indicate that the appliance is warming up or cooling down the treatment head. When the light guide lights up continuously, it indicates that you can start treating your eye. During the treatment you will hear different sounds to remind you to switch eyes (during all modes), switch treatment (only during the Detox mode) and see different icons (switch eye, massage and not available icon) to guide you through the process.
- 5 Put the treatment head on your lower eyelid (in Refresh or Detox mode), full eye/eyeball (in Relax mode) in such a way that you feel the warmth or cold produced by the treatment head. Make sure there is always skin contact between the treatment head and the area to be treated. However, do not press the treatment head hard onto the skin's surface/eyeball.

Symbol	Explanation
	This symbol means that you have to switch the appliance to the other eye.
	This symbol means that you have to use the acupoint stimulation surface (only during the Detox mode).
	This symbol means that you cannot use the selected mode, since the appliance is still cooling down from a previous treatment.

For every eye concern, there are different modes:

- For puffiness, you can use the Refresh mode.
- For eye fatigue and dryness, you can use the Relax mode.
- For dark circles and fine lines, you can use the Detox mode.

Note: Make sure you treat both eyes.

Note: See the facial map in the Quick Start Guide for detailed instructions on how to move the appliance across your eyelids.

Note: If you use a topical cream, we advise you to apply it after using the appliance.

Note: The handle feels hot during/after use because the heat transfers in and out of the handle when the tip is treating your eyes with different temperatures.

The appliance automatically switches off after completion of the selected mode to prevent overtreatment.

Rare side effects

The following side effects are rare. However, in the event that they do occur, they are usually only temporary. If any of the following conditions appear and last more than 24 hours, you should consult your physician:

- Prolonged pain
- Damage to natural skin texture (crusting, blistering, burning)
- Fragile skin
- Bruising

Cleaning and maintenance

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not use chemicals to clean the appliance.
- Clean the appliance using an alcohol swab or damp cloth.
- Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.

Storage

Store the appliance in the travel pouch.

Note: Do not store a damp appliance in the pouch.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.philips.com/parts-and-accessories. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service center. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the international warranty leaflet. You can also visit www.philips.com/support.

USB supply unit

If you would like to purchase a USB supply unit to be able to charge the appliance from the mains, only buy the Philips supply unit, type HX9200, available through the Philips Consumer Care Center.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the battery.

Do not connect the appliance to the USB port again after you have removed the battery.

- 1 Remove the USB plugs from the USB port and the appliance.
- 2 Let the appliance run until it stops working.
- 3 Pry the massage surface loose with a flathead screwdriver (Fig. 3) and remove it (Fig. 4).
- 4 Loosen and remove the 3 screws (Fig. 5).
- 5 Turn the appliance and remove the treatment head (Fig. 6).
- 6 Remove the front shell using a screwdriver (Fig. 7) and cut the battery tags (Fig. 8).
- 7 Remove the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my eyes.	Do not use the appliance on wet, chapped skin, open wounds, or when you suffer from eye diseases, eye irritation, eye infection etc. If you had any surgery on your face/eyes, consult your doctor before using the appliance. It is advised to remove contact lenses before using the appliance.
The appliance does not charge.	Make sure the socket or the USB port to which you connect the appliance or micro USB is live. Check whether the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check whether the contact pins on the appliance are in proper contact with the contact points. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. When the battery indicator on the appliance still does not light up or when the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips Service Center.
The appliance does not work anymore.	Wait until the appliance has cooled down for at least 60 minutes.
I have trouble keeping the appliance on my lower/upper eyelid or eyeball.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the treatment head on the upper or lower eyelid (Refresh and Detox mode) or on the eyeball (Relax mode) for proper skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the upper/lower eye lid. Check if the treatment head and/or massage pad is dirty. If so, clean with an alcohol swab or damp cloth.
It is difficult to tap the appliance over my upper and lower eyelids.	Make sure you clean these parts of the appliance carefully to remove any dirt.

Problem	Solution
My skin/eye is reacting to the treatment (burning feeling/itchiness).	You may experience mild redness directly after the treatment, as the treatment has an effect on the blood flow. You may experience a warm, tingling sensation during the treatment. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. If you still experience these skin reactions after 24 hours of use, consult your physician. Be sure that the appliance has been cleaned between different users to avoid transmission of eye/skin issues. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above.
I do not know when to use which eye treatment mode (Refresh, Relax or Detox).	Use the different treatments according to the instructions in this user manual.
The handle feels hot during/after use.	This is normal because the heat transfers in and out of the handle when the tip is treating your eyes with different temperatures.

简体中文

说明

感谢您购买 Eye Brightener，欢迎光临飞利浦！飞利浦 Eye Brightener 用于对抗浮肿、疲劳、眼干和黑眼圈并可防止过早形成眼周细纹；让您的双眼随时随地焕发活力光彩。为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

基本说明（图 1）

- 1 多重温度表面
 - 2 穴位刺激表面
 - 3 声光指导
 - 4 护理模式：焕活、放松、排浊。
 - 5 开/关按钮
 - 6 电量指示灯
 - 7 微型 USB 插头接口
 - 8 USB 线缆
 - 9 旅行软袋（仅部分型号配备）
- USB 电源部件 (HX9200)*
*本产品未随附电源部件，但可单独进行购买。如需获取 USB 电源部件，请仅购买 HX9200 型号的飞利浦 USB 电源部件。请参阅“订购附件”一章，了解有关如何获取 USB 电源部件的更多信息。

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 保持产品、USB 线缆和 USB 电源部件*干燥 (图 2)。
- 警告符号注释：禁止在打开的水龙头下进行清洗 (图 2)。
- 有关其它保护措施，建议在浴室供电电路中安装额定漏电动作电流不超过 30 mA 的漏电断路器 (RCD)。有关建议，请咨询安装人员。

警告

- 本产品也可以由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。
- 不要在浴缸、淋浴或其他装有水的器皿附近使用本产品。

- 如需通过电源部件为产品充电，请仅使用 HX9200 型号的飞利浦 USB 电源部件*。
- 连接产品电源前，请检查产品所标示的电压与当地电源电压是否一致。
- 请勿将相关材料插入 USB 接口，以免发生短路。
- 如果护理头或按摩垫已断裂、破裂、损坏或脏污，请勿继续使用产品。使用前，请务必检查护理头。
- 请勿对自己的眼球施加压力。
- 本产品包含的电池不可更换。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。

注意

- 如果产品、USB 线缆或 USB 电源部件* 损坏，请勿继续使用。
- 如果 USB 电源部件*已损坏，请务必用原装型号进行更换，以免发生危险。
- 本产品只能用于轻柔地护理上下眼睑和整个眼部。
- 建议每天使用本产品不超过 3 种模式。
- 在 15 ° C 和 30 ° C 之间的环境温度下使用产品。
- 请在 5 ° C 和 35 ° C 之间的环境温度下充电和存放本产品。
- 出于卫生考虑，建议您不要与他人共用本产品。
- 此护理结束后可能马上出现轻度发红，因为血液流动会受到影响。护理过程中，您可能会感觉到发热和麻刺感。这些反应通常会在几分钟内消失，通常会有愉悦感。如果护理一小时后，此类皮肤反应仍未消退，请咨询您的医生。

概述

- 如果您有明显的皮肤问题（包括但不限于黑色素瘤、基底细胞癌、光化性角化病、黄褐斑、全身性红斑狼疮、卟啉病、凝血异常及胶原异常，如瘢痕疙瘩、过多瘢痕或不良创面愈合史），请先咨询医生，然后再开始使用产品。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

*本产品未随附 USB 电源部件，但可单独进行购买。如需通过电源部件为产品充电，请仅使用飞利浦 USB 电源部件 (HX9200)。请联系客户服务中心以获得此电源部件 (请参见 '订购配件 ')。

禁忌及其他警告

- 以下情况可能会列为使用本产品的禁忌情况：
- 出现皮肤症状或可能会对皮肤造成影响。
 - 出现会对热感知力或精细运动技能造成影响的症状。
 - 近期进行了眼部手术、美容治疗或眼部当前植有植入体。
 - 使用了可能会对皮肤、热感知力或精细运动技能造成影响的药物。

如果出现以上任何一种情况，请务必咨询您的医生，然后再开始使用本产品。

为产品充电

- 首次使用前，确保产品已充满电。在您要使用产品时，如果充电电池电量耗尽，需要充电 15–20 分钟才能进行一次治疗（焕活、放松、排浊）。
- 充满电的产品可以提供的护理次数大约如下：
- 23 次焕活模式护理；
- 或 28 次放松模式护理；
- 或 13 次排浊模式护理。

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将微型 USB 插头插入产品的接口中，然后将 USB 插头插入充电设备。充电期间不能使用本产品。在充电过程中，电池指示灯将呈白色闪烁，直至充满电。
- 3 电池充满电时，电池指示灯将呈白色持续亮起，然后在 30 分钟后熄灭。

电量不足指示灯

电池电量即将用尽时，电池指示灯会在使用过程中呈琥珀色持续闪烁。电池电量仍足以完成至少一次护理。当电池电量耗尽时，电池指示灯呈琥珀色亮起，产品立即关闭。

使用准备

使用前，请务必清洁并完全擦干面部。

注意： 本产品只能干用。不得在湿润的面部或在淋浴或沐浴时使用。

使用本产品




确保在开始护理前取下眼镜。如果佩戴有隐形眼镜，建议将其取出。

注意： 建议每天使用本产品不超过 3 种模式。

- 1 按开/关按钮启动产品。
- 2 将产品用于眼部之前，建议先将护理头放在前臂上检查温度。
- 3 按开/关按钮选择以下 3 种模式中的一种。根据以下方案移动：

模式	温度	护理时间	应用区域	使用方式	预期效果
焕活	冷敷，约 19 °C。	约 30 秒内即可使用，每只眼睛护理 60 秒。	眼睑上方及眼下方	从鼻至耳轻轻拍打。注意：请勿对眼球进行此种护理。	消除浮肿，恢复精神。
放松	热敷，约 40 °C。	约 30 秒内即可使用，每只眼睛护理 120 秒。	整个眼部	轻轻地将护理头放在闭上的眼睛上并使之稳定保持在该位置。注意：请勿对自己的眼球施加压力或在其上移动。	缓解眼部疲劳和眼干。
排浊	组合模式：热敷（约 40 °C）、穴位刺激（室温）和冷敷（约 19 °C）。	约 30 秒内即可使用，使用热敷模式护理 90 秒，使用穴位刺激 30 秒，然后使用冷敷模式护理 15 秒。在对另一只眼睛进行护理前，请等待约 30 秒。	眼下 方	进行热敷或冷敷护理时，请轻轻拍打。进行按摩护肤时，从鼻至耳轻轻划动。注意：请勿对眼球进行此种护理。	抗黑眼圈，预防早期幼纹。
4 选择程序后，灯光向导将闪烁，这表示设备正在提升或降低护理头的温度。灯光向导持续点亮即表明可以开始进行眼部护理。在护理过程中，您将听到相应的提示音，提醒您“换眼”（所有模式）和“护理切换”（仅在排浊模式中）并看到不同图标（“换眼”、“按摩”和“无可图标”），它们可以引导您完成整个过程。					

5 将护理头放在下眼睑（焕活或排浊模式）、整个眼部/眼球（放松模式）上，让自己感觉到护理头引起的温度升高或降低。确保护理头始终接触护理部位的皮肤。但是，请勿将护理头过于用力地按压在皮肤/眼球上。

符号	说明
	此符号表示您需要将产品换到另一只眼睛上。
	此符号表示您需要使用穴位刺激表面（仅在排浊模式中）。
	此符号表示您不能使用所选模式，因为自上一次使用后，产品尚未完成降温。

对于每种眼部问题，可采用不同的模式：

- 对于浮肿，可以使用焕活模式。
- 对于眼部疲劳和眼干，可以使用放松模式。
- 对于黑眼圈和细纹，可以使用排浊模式。

注意： 确保双眼都得到护理。

注意： 有关如何在您的眼脸上移动产品的详细说明，请参阅《快速入门指南》的面部移动图。

注意： 如果您使用局部润肤霜，我们建议您在产品后再涂上润肤霜。

注意： 握把会在产品使用过程中或使用后发烫，因为护理头使用不同的温度来护理眼睛，热量会在此过程中传入和传出握把。

完成所选模式的护理后，本产品自动关闭，以防止过度护理。

罕见副作用

下列副作用非常罕见。而且如果确实发生以下副作用，通常仅仅是暂时性的。如果出现下列任何症状，且持续时间超过 24 小时，请咨询您的医生：

- 持续疼痛
- 自然皮肤纹理损坏（结痂、水泡、发烫）
- 皮肤脆弱
- 擦伤

清洁和保养

- 切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁本产品。
- 切勿将本产品浸入水中。
- 切勿使用化学品清洁本产品。
- 用酒精棉签或湿布清洁本产品。
- 开始清洁之前，确保产品电源已关闭。

存放

将产品存放在旅行袋中。

注意： 不要将潮湿的产品存放在袋中。

订购配件

要购买本产品的附件，请访问我们的网上商城：www.philips.com/parts-and-accessories。如果您所在的国家/地区没有网上商城，请联系您的飞利浦经销商或飞利浦服务中心。如果您购买产品附件有困难，请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。可在国际保修卡中找到详细的联系信息。您还可以访问 www.philips.com/support。

USB 电源部件

如果您想购买 USB 电源部件，以便通过电源为产品充电，请仅购买 HX9200 型号的飞利浦电源部件。您可以通过飞利浦客户服务中心购买此部件。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境 and 人类健康造成不良后果。

卸下充电电池

仅在丢弃本产品时方可取出充电电池。在取出电池时请确保电池电量已耗尽。

当您使用工具打开产品时以及在您弃置电池时，请采取必要的安全保护措施。

取出电池之后，请勿再将产品与 USB 端口相连。

- 1 从 USB 端口和产品上拔下 USB 插头。
- 2 让产品运行到停止工作为止。
- 3 使用平头螺丝刀将按摩表面撬松 (图 3)，然后将其拆下 (图 4)。
- 4 拧松并卸下 3 个螺钉 (图 5)。
- 5 转动产品，然后拆下护理头 (图 6)。
- 6 用螺丝刀卸下前壳 (图 7)，然后剪下电池标签 (图 8)。
- 7 卸下充电电池。

保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读保修卡。

故障处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	解决方法
我不知道本产品是否适合我的眼睛。	请勿在湿润、皲裂的皮肤或开放性伤口上，也不要患有眼病、眼部过敏或眼部感染时使用本产品。如果您曾经接受任何面部/眼部手术，请在使用本产品前咨询您的医生。建议在使用本产品前将隐形眼镜取出。
产品不能充电。	确保产品或微型 USB 所连接的插座或 USB 端口供电正常。检查产品上标示的电压是否与当地的电源电压相符。检查产品触针是否与触点正确接触。如果您使用浴室中的插座，则可能需要通过开灯来接通插座电源。如果产品的电池指示灯仍未亮起，或者产品仍无法充电，请将其送往飞利浦经销商处或最近的飞利浦服务中心。
产品无法工作。	等待，直至产品至少冷却 60 分钟。
很难将产品保持在自己的下/上眼睑或眼球上。	尝试以不同的方式握持产品，找到护理头在上眼睑或下眼睑（焕活和排浊模式）或眼球（放松模式）上的正确角度，实现正确的皮肤接触。确保在上/下眼睑上缓慢移动产品。检查护理头和/或按摩垫是否已变脏。如果变脏，使用酒精棉签或湿布进行清洁。
很难在上眼睑和下眼睑上轻叩产品。	确保对产品的这些部位进行仔细清洁，洗去任何污垢。

我的皮肤/眼睛对护理有反应（灼烧感/痒）。

此护理结束后可能马上出现轻度发红，因为护理对血液流动有影响。护理过程中，您可能会感觉到发热和麻刺感。这些反应通常会在几分钟内消失，通常会有愉悦感。如果使用 24 小时后，此类皮肤反应仍未消退，请咨询您的医生。为了防止眼/皮肤问题的传播，请确保在将产品用于不同的用户前先对其进行清洁。产品已通过测试，并确认按照用户手册中的说明使用时是安全的。药物或产品及其副作用对每个人的影响会有不同。因为使用本产品或任何其他产品总有可能出现罕见的或以前未知的副作用，如果您遇到上文中未提及的副作用，请联系飞利浦客户服务中心。

不知道何时使用哪种眼部护理模式（焕活、放松或排浊）。

根据本用户手册中的说明使用不同的护理。

握把部分在使用产品的过程中或使用后会发烫。

这是正常现象，因为护理头使用不同的温度来护理眼睛，热量会在此过程中传入和传出握把。

PHILIPS

产品：飞利浦眼周焕亮仪

型号：BSC301

充电电压：5V---

充电电流：500mA

生产日期：请见产品本体

产地：中国江苏苏州

飞利浦（中国）投资有限公司

上海市静安区灵石路718号A1幢

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005制造

保留备用

发行日期：06/03/2020

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB's 集成电路板	X	O	O	O	O	O
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。						
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

繁體中文

簡介

感謝您購買 Eye Brightener。歡迎來到飛利浦的世界！飛利浦 Eye Brightener 的設計是用來對抗眼部浮腫、疲勞、乾澀及黑眼圈，避免眼睛周圍過早形成細紋，隨時隨地在需要時為您帶來充滿光采的明亮眼睛。為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：www.philips.com/welcome。

一般說明 (圖 1)

1 多溫表面

2 穴位刺激表面

3 導光及導聲顯示

4 療程模式： 煥活、放鬆、排毒

5 開關按鈕

6 電池指示燈

7 micro USB 插頭用插座

8 USB 纜線

9 旅行袋 (僅特定機型提供)

USB 電源供應裝置 (HX9200)*

*電源供應裝置並未隨附，但可另外選購。若您要取得 USB 電源供應裝置，請僅購買飛利浦 USB 電源供應裝置 (型號 HX9200)。請參閱「訂購配件」章節，了解有關如何取得 USB 電源供應裝置的更多資訊。

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險

- 本產品、USB 纜線與 USB 電源供應裝置* 請保持乾燥 (圖 2)。

- 此符號表示： 禁止於自來水 (圖 2)下清潔。

- 為了提供額外的保護，建議您在浴室供電電路中安裝額定殘餘動作電流不超過 30 mA 的接地故障斷路器 (RCD)。請向安裝人員尋求建議。

警告

- 本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者使用，但需有人從旁監督或指示如何安全使用本產品，且使用者需了解使用本產品的潛在危險。請勿讓小孩把玩本產品。若無人監督，請勿讓兒童進行清潔和使用者維護。

- 請勿在裝水的浴缸、淋浴間或其他容器附近使用本產品。

- 若要用電源供應裝置為本產品充電，請僅使用飛利浦 USB 電源供應裝置 (型號 HX9200)*。

- 連接產品之前，請先檢查標籤上所標示的電壓是否與當地的電源系統電壓一致。

- 請勿將物品插入 USB 插孔，以避免短路。

- 如果機頭或按摩軟墊破損、裂開、損壞或髒污，請勿使用本產品。使用前請務必先檢查機頭。

- 請勿在眼球上施加壓力。

- 本產品包含無法更換的電池。

- 請勿拆開本產品更換充電式電池。

警告

- 本產品、USB 纜線或 USB 電源供應裝置* 損壞時，請停止使用。

- 如果 USB 電源供應裝置* 損壞，請務必使用原型號的電源供應裝置更換，以免發生危險。

- 本產品僅可輕柔使用於上下眼皮及全眼，除此之外請勿用於其他用途。

- 建議本產品每天使用不超過 3 個模式。

- 請在溫度介於 15 ° C/40 ° F 至 30 ° C/90 ° F 的環境中使用本產品。

- 請在溫度 5 ° C/40 ° F 至 35 ° C/95 ° F 的環境下充電並存放本產品。

- 基於衛生考量，我們建議您不要和其他人共用本產品。

- 本療程直接使用後皮膚可能輕微發紅，因為療程會影響到皮下血流量。您可能會在療程中感到溫熱刺痛，這些症狀通常會在幾分鐘內消除，通常不會感到不適。若您在治療後一小時仍持續出現這些皮膚不良反應，請諮詢醫師。

一般

- 如果有重大的皮膚狀況 (包括但不限於黑色素瘤、基底細胞癌、光化性角化症、黃褐斑、全身性紅斑性狼瘡、紫質症、凝血功能異常及膠原蛋白異常，如癍痕疙瘩、蟹足腫、過度癍痕形成或傷口癒合能力異常病史者)，請在使用本產品之前先向您的醫師諮詢。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

*USB 電源供應裝置並未隨附，但可另外選購。 若要用電源供應裝置為本產品充電，請僅使用飛利浦 USB 電源供應裝置 (HX9200)。請聯絡客戶服務中心取得此電源供應裝置 (見「訂購配件」)。

禁忌和其他警告

如果出現下列情形，應禁止使用本產品：

- 皮膚 (或可能會影響皮膚) 的狀況。
- 影響受熱或精確運動技巧的狀況。
- 最近在眼部動過手術、美容治療或有植入物。
- 使用可能影響皮膚、受熱或精確運動技巧的藥物。

如果您有上述的任一狀況，請在使用本產品之前先向您的醫師諮詢。

為產品充電

- 第一次使用本產品前，請確認已充飽電力。如充電電池沒電時想使用本產品，請充電 15 至 20 分鐘，即可使用一次療程 (煥活、放鬆、排毒)。
- 本產品充飽電力後，約可提供以下療程次數：
- 23 次煥活模式、
- 28 次放鬆模式、
- 13 次排毒模式。

- 1 請務必關閉本產品的電源。
- 2 將 micro USB 端插入本產品插孔，並將 USB 端插入充電裝置。本產品充電時無法使用。充電時，電池指示燈會閃爍白光直到完全充飽電力為止。
- 3 電池充飽電後，電池指示燈會持續亮白光並在 30 分鐘後自動熄滅。

電力不足指示器

電池電力即將用盡時，電池指示燈會在產品使用時不斷閃爍黃光。此時電池仍有足夠電力能完成至少一次療程。電池完全用盡時，電池指示燈亮出黃光，且本裝置會立即停止。

使用前準備

使用前，請務必清潔並完全擦乾臉部。

注意：本產品僅供乾用。請勿在濕潤臉部或在淋浴或泡澡時使用。

使用本產品




開始護理前，請務必摘除眼鏡。如佩戴隱形眼鏡，亦建議您使用前事先取下。

注意：建議本產品每天使用不超過 3 個模式。

- 1 按下開關按鈕，開啟產品電源。
- 2 使用本產品於眼部時，建議先以前臂觸碰機頭試溫度。
- 3 按下開關按鈕，選擇以下 3 種模式。依據下表進行動作：

模式	溫度	療程時間	應用區域	應用方法	預期效果
煥活	涼度約 19° C。	約 30 秒就能立即使用，一隻眼睛使用 60 秒。	用於眼皮上和眼下	從鼻子到耳朵，沿著眼周輕拍移動。注意：請勿將此療程應用於眼球。	減輕浮腫與煥活疲勞。
放鬆	熱度約 40° C。	約 30 秒就能立即使用，一隻眼睛使用 120 秒。	全眼	閉上眼睛，輕輕將機頭穩定放置於眼上。注意：請勿在眼上施加壓力或移動。	緩解眼部疲勞及乾澀狀況。
排毒	兩用模式：熱度約 40° C、室溫下穴位刺激、涼度約 19° C。	約 30 秒就能立即使用，90 秒熱敷、30 秒穴位刺激、15 秒冰敷。移至另外一隻眼睛前，先等待 30 秒左右。	眼下	使用熱敷或冰敷模式時，在眼周輕拍移動。使用按摩模式時，從鼻子到耳朵，在眼周輕撫移動。注意：請勿將此療程應用於眼球。	對抗黑眼圈，為眼部排毒，避免眼睛周圍過早形成細紋。

- 4 選擇模式後，燈光導引會閃爍顯示產品機頭加熱中或冷卻中。燈光導引持續亮起時，即指示您可開始將機頭施用於眼部。進行療程時，您會聽到不同聲音，提醒您換眼使用 (所有模式過程均有)、更換療程 (僅於排毒模式時)，並看見不同的圖示 (換眼使用、按摩及不可使用圖示)，引導您進行所有程序。
- 5 將機頭置於下眼皮 (煥活或排毒模式下)、全眼/眼球 (放鬆模式下)，感受到機頭產生的熱度或涼度。請確定機頭務必隨時觸及施用部位的肌膚。但請勿將機頭強力施壓於肌膚表面/眼球上。

符號	說明
	此符號代表您必須將本產品換到另一眼使用。
	此符號代表您必須使用穴位刺激表面 (僅於排毒模式時)。
	此符號代表您不可使用所選模式，因為本產品仍自之前的療程降溫中。

針對每種眼部問題，採用不同的模式：

- 若眼部浮腫，您可使用煥活模式。
- 若為眼部疲勞或乾澀，您可使用放鬆模式。
- 若為黑眼圈和細紋問題，您可使用排毒模式。

注意：請務必雙眼都施用。

注意：若要了解如何適當地在眼皮上滑移產品，請參閱「快速開始使用指南」內的臉部分區圖，取得詳細說明。

注意：若您使用眼霜，我們建議您於使用本產品後再擦抹。

注意：握柄於使用時/使用後會感覺發燙，因為機頭以不同溫度施用於眼部時，熱度會進出傳導至握柄。

完成所選模式後，本產品會自動關閉，以避免過度施用。

罕見副作用

以下副作用十分罕見。如果發生，通常不會維持很久。如果發生下列情形，且持續超過 24 小時，請諮詢醫師：

- 長時間疼痛
- 皮膚自然紋 損傷 (痂皮、水泡、灼傷)
- 皮膚脆弱
- 瘀青

清潔與維護

- 絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。
- 請勿將本產品浸泡在水中。
- 請勿使用化學清潔劑清潔本產品。
- 請使用酒精棉片或濕布清潔本產品。
- 在您開始進行清潔之前，請確定將產品的電源關閉。

收納

將本產品存放在旅行袋中。

注意：請勿在本產品潮濕時收入旅行袋內。

訂購配件

如需購買本產品的配件，請造訪我們的線上商店：www.philips.com/parts-and-accessories。若您所在國家/地區沒有線上商店，請聯絡飛利浦經銷商或飛利浦服務中心。如果無法取得本產品的配件，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。您可以在全球保固說明書上找到聯絡詳細資料。您也可以造訪 www.philips.com/support。

USB 電源供應裝置

若您想要購買能從電源插座為本產品充電的 USB 電源供應裝置，請僅透過飛利浦客戶服務中心購買飛利浦電源供應裝置 (型號 HX9200)。

回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。
- 本產品包含內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄物有助避免對環境和人類健康的負面影響。

取出充電式電池

請僅在棄置本產品前取出充電式電池。取出電池前，請確認其電力已完全耗盡。

使用工具打開本產品或棄置充電式電池時，請採取任何必要的安全預防措施。

卸除電池後，請勿再次將本產品連接至 USB 連接埠。

- 1 將 USB 插頭拔離 USB 連接埠與產品。
- 2 讓本產品運轉至停止為止。
- 3 使用平頭螺絲起子 (圖 3)撬開按摩面並取下它 (圖 4)。
- 4 將 3 個螺絲 (圖 5)鬆開取下。
- 5 轉動產品，移除機頭 (圖 6)。
- 6 用螺絲起子 (圖 7)卸除正面外殼，並剪斷電池拉片 (圖 8)。
- 7 取出充電式電池。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或參閱全球保固說明書。

疑難排解

本章概述了使用本產品最常遇到的問題。 如果無法利用以下資訊解決遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support 瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	解決方法
我不知道此產品是否適合我的眼部使用。	請勿將本產品用於潮濕或龜裂的肌膚、開放性傷口，或在患有眼疾、眼睛刺癢、眼睛感染等情況下使用。若您的臉部/眼部曾接受過手術，使用本產品前請先諮詢您的醫生。建議使用本產品前先取下隱形眼鏡。
產品無法充電。	請確認您連至本產品或 micro USB 的插孔或 USB 埠可正常運作。檢查產品上所標示的電壓是否符合當地電壓。檢查產品上的接觸接腳與充電接點是否正確密合。如果使用的是浴室櫥櫃的插座，可能必須打開電源燈才能啟動插座供電。如果產品上的電池指示燈仍未亮起或產品仍然無法充電，請將本產品送至您的飛利浦經銷商或最近的飛利浦服務中心。
產品無法運作。	請先等候至少 60 分鐘，待本產品完全冷卻。
我無法將本產品持續放在上下眼皮或眼球上。	請試著以不同方式持握本產品，以找到機頭在上下眼皮 (煥活與排毒模式) 或在眼球 (放鬆模式) 上接觸肌膚的適當角度。請務必在上下眼皮緩緩推移本產品。檢查機頭以及/或者按摩軟墊是否髒汙。如發現髒汙，請以酒精棉片或濕布清潔乾淨。
難以將本產品在我的上下眼皮上點觸。	請務必小心去除髒汙，將這些產品零件清潔乾淨。
我的肌膚/眼部對療程有不適反應 (灼熱感/刺癢)。	治療後您可能會立即感到輕微紅腫，因為治療會影響血流。您可能會在療程中感到溫熱刺痛，這些症狀通常會在幾分鐘內消除，通常不會感到不適。若您使用 24 小時後仍持續出現這些皮膚不良反應，請諮詢醫師。不同使用者使用前務必先清潔本產品，以免眼部/肌膚問題交互傳染。本產品已經過測試，確認按照使用手冊操作安全無虞。每個人對藥物或裝置及其可能的副作用反應不盡相同。由於使用本產品或其他任何產品還是可能會有罕見或未知的副作用，如遇以上未提及的副作用，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
我不知道應於何時使用各項眼部療程模式 (煥活、放鬆或排毒)。	請依據本使用手冊指示，使用不同的療程。
握柄於使用時/使用後會感覺發燙。	此為正常情況，因為機頭以不同溫度施用於眼部時，熱度會進出傳導至握柄。