


PHILIPS


VisaCare

MICRO-
DERMABRASION

SKIN RESURFACING









ENGLISH 6
DEUTSCH 13
FRANÇAIS 20
ITALIANO 27
NEDERLANDS 34

SC6220

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one treatment or a few treatments. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks.

You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After treatment, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips microdermabrasion technology works

Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.

- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after treatment.
- 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

General description (Fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliation ring
 - 3 Microdermabrasion treatment tip
 - 4 On/off button
 - 5 Charging light and 'battery low' indication
 - 6 Handle
 - 7 Air outlet
 - 8 Charging stand
 - 9 'Normal' tip for regular treatment
 - 10 'Sensitive' tip for mild treatment (SC6240 only)
 - 11 Adapter
 - 12 Small plug
- Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazardous situation.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the appliance if the treatment tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the treatment tip before use. When in doubt, replace the treatment tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause skin irritation.
- Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the appliance and your skin.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.

VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake a negative skin reaction can appear. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of use of VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when applying it to the VisaCare treated skin. When starting treatment, or restarting after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the treatment.

Contraindications and other warnings

This appliance has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this appliance is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).



8 ENGLISH

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this appliance. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the appliance.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each treatment it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the appliance.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you interrupt the treatment one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Charging

Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 30 minutes.

- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket (Fig. 2).
- 3** Put the appliance in the charging stand (Fig. 3).
 - The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging. (Fig. 4)
 - When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 30 minutes. After 30 minutes, the light goes out (Fig. 5).

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute treatment. When the battery is completely empty, the appliance switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly. It is advised to charge the appliance immediately after use.

Preparing for use

Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it for the first time.

Preparation

Always clean and gently dry your face until it is completely dry.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the appliance.

Using the appliance

Note: Use the appliance twice a week. Using the appliance more often may cause skin irritation.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance (Fig. 6).
- 2 When you use the appliance for the first time, test the treatment tip on your forearm before you use it on your face. Make a pass with the appliance and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.
- 3 Put the treatment tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the treatment tip and the area to be treated. However, do not press the treatment tip hard onto the skin's surface (Fig. 7).
- 4 Gently move the treatment tip in straight lines. Start on the chin, and then move to the cheeks, forehead and nose. Make sure you treat all areas.

Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

See facial map in the back of the user manual for detailed instructions on how to move the appliance across your face.

Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Do not treat the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you treat fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger towards the temple.

Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.

- 5 Depending on the condition of your skin, start to treat each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes or start to use the normal treatment tip. When you use the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 passes. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes.
- 6 When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete treatment takes approximately 5 minutes (Fig. 8).

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), examine the treatment tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged treatment tip, as this may cause scratches.

After treatment

After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.

Cleaning and maintenance

Do not immerse the appliance in water. Do not use chemicals to clean the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- 1** Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it (Fig. 6).
- 2** Remove the treatment tip from the appliance. (Fig. 9)
- 3** Clean the treatment tip under the tap with hot water and some washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry (Fig. 10).
- 4** Clean the handle with a damp cloth (Fig. 11).
- 5** Place the dry treatment tip back onto the appliance.
- 6** Wipe the charging stand with a damp cloth.

Danger: Always keep the adapter and the charging stand dry. Never rinse them under the tap or immerse them in water.

Clean the treatment tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the treatment tip.

Storage

Store the appliance with the treatment tip attached in the charging stand or pouch.

Note: Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.

Replacement

A worn and abrasive structure could lead to skin irritation, therefore the treatment tip should be replaced every 6 months or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged.

Replacement tips are available on our website. The treatment tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the treatment tip.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 12).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Please read section 'Contraindications and other warnings' in chapter 'Important' to check if the appliance is suitable for your skin.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work anymore.	Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the appliance still does not work, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work when it is charging.	This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute treatment.
I don't get optimal results when I use the appliance on wet skin.	Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on dry skin.



12 ENGLISH

Problem	Solution
My skin is reacting to treatment with the appliance.	This treatment may lead to mild redness directly after the treatment. You may experience a warm, tingly sensation during the treatment. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your face or treated the same area too many times. Try to exert less pressure onto the appliance during the next treatment or treat the area fewer times. In rare cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care Centre in case you experience a side effect which is not mentioned above.
It is difficult to slide the appliance over my skin/I do not feel the suction/ the effect seems to be less than after previous treatments.	Check if the filter is clogged. Clean the treatment tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the appliance when the treatment tip is taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Centre.
I have trouble keeping the suction on my forehead.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the treatment tip with the forehead for good skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Was ist VisaCare, und wie kann es Ihrer Haut helfen? Alter, Schlafmangel, emotionaler Stress und Umwelteinflüsse wirken sich negativ auf Ihre Haut aus. Wenn Sie erste Anzeichen von Hautalterung erkennen und sich Ihre Haut nicht mehr so schnell regeneriert, benötigt sie zusätzliche Pflege und Aufmerksamkeit. Um den ersten Zeichen von Hautalterung entgegen zu wirken, haben wir VisaCare entwickelt, unser innovatives Pflegesystem für eine jugendlich anmutende Haut – heute und in Zukunft. Je nach Hauttyp fühlt sich Ihre Haut schon nach einer oder mehreren Anwendungen weicher und frischer an. Ergebnisse wie straffere Haut und gleichmäßigerer Teint stellen sich nach vier bis sechs Wochen ein.

Sie können VisaCare bequem zu Hause verwenden, um eine glattere, festere und frischere Haut zu erhalten. VisaCare übernimmt die Doppelfunktion von Peeling und Massage gleichzeitig.

Dieses System ist wirksamer als manuelles Peeling. VisaCare ist zur Unterstützung Ihrer routinemäßigen Hautpflege vorgesehen und eignet sich zur Anwendung nach der Reinigung der Haut und vor dem Auftragen einer Pflegemaske, Tages- oder Nachtcreme. Nach der Behandlung ist Ihre Haut besser für die Aufnahme der Maske oder Creme vorbereitet. Sind Sie bereit? Verwenden Sie VisaCare zweimal pro Woche zu Hause, und freuen Sie sich über beeindruckende, sichtbare Ergebnisse.

So funktioniert die Philips Microdermabrasion-Technologie

Philips VisaCare bietet ein DualAction Air Lift- und Peelingssystem, das Ihre Haut gleichzeitig massiert und peelt. Dadurch wird das Resurfacing der Haut angeregt, und Ihre Haut wird fester, glatter und sichtbar strahlend.

- 1 Der Peelingaufsatz erneuert die Haut, macht sie glatter, verbessert das Hautbild und belebt durch Anregung des natürlichen Zellenerneuerungsvorgangs. Er entfernt auf sanfte Weise Unebenheiten und Hautschuppen, verbessert so das Hautbild und bereitet die Haut für eine bessere Aufnahme Ihrer Lieblingscreme nach der Behandlung vor.
- 2 Das Air Lift System™ sorgt für eine sanfte, anregende Massage, die die Durchblutung fördert, während abgestorbene Hautzellen entfernt werden und Ihre Haut belebt wird.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Filter
 - 2 Peeling-Ring
 - 3 Anwendungsaufsatzz für Microdermabrasion
 - 4 Ein-/Ausschalter
 - 5 Ladeanzeige und Anzeige für "Akku fast leer"
 - 6 Griff
 - 7 Luftauslass
 - 8 Ladegerät
 - 9 "Normaler" Anwendungsaufsatzz für normale Anwendung
 - 10 "Empfindlicher" Anwendungsaufsatzz für schonende Anwendung (nur SC6240)
 - 11 Adapter
 - 12 Gerätestecker
- Reinigungsburste (nicht abgebildet)



14 DEUTSCH

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.
- Laden Sie dieses Gerät nicht in nasser Umgebung (z. B. in der Nähe einer gefüllten Badewanne, einer laufenden Dusche oder eines gefüllten Swimming Pools).

Warnhinweis

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie Gerät und Adapter nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Ersetzen Sie einen defekten Adapter immer durch ein Original-Ersatzteil, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Anwendungsaufsatz beschädigt, gebrochen, defekt oder verschmutzt ist. Prüfen Sie den Anwendungsaufsatz vor jedem Gebrauch. Ersetzen Sie den Anwendungsaufsatz im Zweifelsfall.
- Stecken Sie zur Vermeidung eines Kurzschlusses kein metallhaltiges Material in die Buchse für den kleinen Gerätestecker.
- Dieses Gerät verfügt über einen Magneten. Halten Sie Magneten fern von Herzschrittmachern. Personen mit Herzschrittmachern oder anderen Geräten, die in den Körper implantiert werden, sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe von Magneten aufhalten. Wenden Sie sich an einen Fachmann, bevor diese Personen in Kontakt mit Magneten kommen oder mit diesen umgehen.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als das Massieren und sanfte Entfernen der toten, oberen Hautschicht, um die normale Hauterneuerung zu beschleunigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht öfter als zweimal pro Woche, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit (Scheuer-)Cremes, chemischen oder mechanischen Peelings. Dies kann Ihre Haut oder das Gerät beschädigen.
- Laden, benutzen und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C.
- Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten. VisaCare sorgt für eine bessere Aufnahme von Cremes und Gesichtsmasken. Aufgrund dieser verbesserten Aufnahmefähigkeit können negative Hautreaktionen auftreten. Es wird empfohlen, Cremes während der ersten 2 - 4 Wochen der Anwendung von VisaCare nicht zu wechseln. Wenn Sie nach dieser Zeit eine neue Creme verwenden, testen Sie diese Creme zuerst in einem kleinen Bereich. Verwenden Sie diese Creme nicht mehr, wenn bei Verwendung der Creme nach der Behandlung mit VisaCare negative Hautreaktionen auftreten. Beginnen Sie die Behandlung oder eine erneute Behandlung nach einer Unterbrechung von mehr als 2 Wochen mit den Aufsätzen für empfindliche Haut. Somit kann sich Ihre Haut erneut an die Behandlung gewöhnen.

Wichtige Hinweise und andere Warnhinweise

Dieses Gerät wurde entwickelt, um den ersten Anzeichen von Hautalterung im Gesicht entgegenzuwirken. Da die epidermale Hautschicht im Verlauf der Jahre aufgrund äußerlicher und innerer Einwirkungen dünner wird, werden raué Haut und Anzeichen von Lichtschäden auffälliger. Der Fokus dieses Geräts liegt auf der Gesichtshaut (mit Ausnahme der Bereiche unterhalb und oberhalb der Augen).

Verwenden Sie dieses Gerät nicht:

- Wenn Sie Hautinfektionen, offene Wunden, Ausschläge, Brandwunden, Sonnenbrand, Entzündungen, Ekzeme, Schuppenflechte, Rosazea, aktive Infektionen wie Herpes oder aktive Akneschübe in zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn Sie große Muttermale, Tätowierungen, Feuermale, Permanent Make-up oder andere Hautirritation in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn sich Ihre Haut noch von einer kosmetischen Behandlung, wie z.B. chemischen oder mechanischen Peelings, Oberflächen-Laserbehandlungen, fraktionierten Laserbehandlungen, mesotherapeutischen Behandlungen oder anderen Behandlungen mit Hautfüllern, in den letzten zwei Wochen erholt.
- Wenn Sie Medikamente nehmen, die Auswirkungen auf Ihre Haut haben, wie Steroide oder Aknemedikamente (Accutan, Isotretinoin oder Roaccutan). Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie Warzen haben, versuchen Sie nicht, diese mit dem Gerät zu entfernen. Dadurch können die Warzen sich weiter ausbreiten.
- Wenn Sie Narben haben, befragen Sie Ihren Arzt oder Hautarzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- In Kombination mit anderen Hautpflegesystemen für den Heimgebrauch, die über aktive Peeling-Inhaltsstoffe verfügen.

Allgemeine Empfehlungen

- Es wird empfohlen, auf den behandelten Bereich nach jeder Anwendung mindestens 3 Tage lang einen Sonnenschutz (mindestens mit Lichtschutzfaktor 30) aufzutragen.
- Wenn Sie eine signifikante Hauterkrankung haben (einschließlich aber nicht begrenzt auf Melanome, Basalzellkarzinome, aktinische Keratose, Melasma, systemische Lupus erythematoses, Porphyre, Gerinnungsstörungen und Kollagenstörungen wie Wulstnarben, übermäßige Narbenbildung oder eine Vorgeschichte schlechter heilender Verletzungen), befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Sonne (z.B. im Sommerurlaub) zu genießen, empfehlen wir, dass Sie die Behandlung eine Woche vor dem Urlaub, und solange Sie der Sonne länger ausgesetzt sind, zu unterbrechen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Laden

Das Gerät laden

Das Laden des Geräts dauert ungefähr 8 Stunden. Ein vollständig aufgeladenes Gerät hat eine kabellose Betriebszeit von bis zu 30 Minuten.

- 1** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2** Führen Sie den kleinen Gerätestecker in die Buchse in der Ladestation, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose (Abb. 2).
- 3** Stellen Sie das Gerät in die Ladestation (Abb. 3).
 - Die Ladeanzeige blinkt weiß und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. (Abb. 4)
 - Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige 30 Minuten lang durchgehend weiß. Nach 30 Minuten erlischt die Anzeige, um Energie zu sparen (Abb. 5).

Hinweis: Sie können das Gerät verwenden, bevor der Akku vollständig aufgeladen ist. In diesem Fall werden die Leistung und die Betriebszeit jedoch nicht ideal sein.



16 DEUTSCH

Anzeige "Akku fast leer"

Wenn der Akku beinahe leer ist, blinkt die Ladeanzeige während des Gebrauchs und nach dem Ausschalten 4 Sekunden lang gelb. Der Akku enthält noch genug Energie für eine vollständige 5-Minuten-Behandlung. Wenn der Akku vollständig leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, und die Ladeanzeige blinkt sehr schnell gelb. Es wird empfohlen, das Gerät sofort nach dem Gebrauch zu laden.

Für den Gebrauch vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang laden.

Vorbereitung

Reinigen Sie Ihr Gesicht vor jeder Anwendung, und trocknen Sie es sanft ab, bis es ganz trocken ist.

Hinweis: Das Gerät ist ausschließlich für den Trockengebrauch ausgelegt. Verwenden Sie es nicht auf einem nassen Gesicht oder in der Dusche oder Badewanne.

Hinweis: Verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite, oder folgen Sie dem Link, und sehen Sie sich das Online-Video für Anweisungen zur richtigen Verwendung des Geräts an.

Das Gerät benutzen

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät zweimal pro Woche. Wenn Sie das Gerät öfter verwenden, kann dies zu Hautirritationen führen.

- 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten (Abb. 6).
- 2 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, testen Sie den Anwendungsaufsatz auf Ihrem Unterarm, bevor Sie ihn im Gesicht verwenden. Führen Sie das Gerät über den Arm, und warten Sie dann ungefähr eine Stunde. Wenn eine eventuell aufgetretene Hautreaktion dann abklingt, können Sie den Aufsatz sicher im Gesicht verwenden.

Hinweis: Überprüfen Sie den Anwendungsaufsatz vor jedem Gebrauch auf mögliche Schäden. Ein beschädigter Anwendungsaufsatz kratzt Ihre Haut auf. Wenn der Anwendungsaufsatz beschädigt ist, ersetzen Sie ihn.

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Anwendungsaufsatz, da dies keine Vorteile für Ihre Haut bringt und zu unerwünschten Hautreaktionen führen kann.

- 3 Berühren Sie Ihr Gesicht so mit dem Anwendungsaufsatz, dass Sie die Saugwirkung fühlen. Vergewissern Sie sich, dass immer vollständiger Hautkontakt zwischen dem Anwendungsaufsatz und dem zu behandelnden Bereich besteht. Drücken Sie den Anwendungsaufsatz jedoch nicht zu fest auf die Haut (Abb. 7).
- 4 Bewegen Sie den Anwendungsaufsatz sanft in geraden Linien. Beginnen Sie am Kinn, und führen Sie das Gerät dann zu den Wangen, zur Stirn und zur Nase. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Bereiche behandeln.

Tipp: Straffen und halten Sie die Haut mit der anderen Hand und führen Sie das Gerät von Ihrer Hand weg. So ist es leichter, die richtige Saugwirkung zu erhalten, besonders auf den Schläfen und Wangen. Detaillierte Anweisungen zum Bewegen des Geräts über Ihr Gesicht finden Sie auf dem auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs dargestellten Gesicht.

Bewegen Sie das Gerät nicht über große Muttermale, Tätowierungen, Feuermale oder Permanent Make-up.

Behandeln Sie nicht die Haut unterhalb und oberhalb der Augen, da sie zu dünn und empfindlich ist. Wenn Sie die feinen Linien neben den Augen behandeln, bedecken Sie das Augenlid mit einem Finger der anderen Hand, und bewegen Sie das Gerät vom Finger aus in Richtung Schläfe.

Hinweis: Halten Sie den Anwendungsaufsatz nicht an einer Stelle, wenn Sie ihn auf die Haut gelegt haben.

5 Behandeln Sie anfangs jeden Bereich 2 - 4 Mal, abhängig vom Zustand Ihrer Haut. Wenn Ihre Haut sich an die Behandlung gewöhnt hat, steigern die die Häufigkeit auf 4 - 6 Mal, oder beginnen Sie, den normalen Behandlungsaufsatz zu verwenden. Wenn Sie den normalen Behandlungsaufsatz verwenden, behandeln Sie anfangs jeden Bereich 3 - 4 Mal. Wenn Ihre Haut sich an die Behandlung gewöhnt hat, steigern die die Häufigkeit auf 4 - 6 Mal.

6 Wenn Sie alle Bereiche behandelt haben, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Eine vollständige Behandlung dauert ungefähr 5 Minuten (Abb. 8).

Je nach Hauttyp, spüren Sie möglicherweise ein warmes und kribbelndes Gefühl, und Ihre Haut rötet sich unter Umständen. Hierbei handelt es sich nur um einen vorübergehenden Effekt, der innerhalb von fünf bis zehn Minuten wieder abklingen sollte.

Tipp: In Bereichen, in denen es schwieriger ist, vollen Hautkontakt herzustellen, wie z. B. auf der Stirn, versuchen Sie, das Gerät anders zu halten. Versuchen Sie es mit vertikalen und horizontalen Bewegungen, um den besten Weg zu finden, den richtigen Kontakt zur Haut herzustellen. Sie können Ihre Hand auch ruhig halten und stattdessen den Kopf bewegen.

Wenn Sie einen Schaden am Gerät vermuten (z. B. wenn es herunter gefallen ist oder gestoßen wurde), untersuchen Sie den Anwendungsaufsatz vorsichtig. Wenn der Aufsatz beschädigt ist, ersetzen Sie ihn. Verwenden Sie keinen beschädigten Anwendungsaufsatz, da dieser Kratzer verursachen kann.

Nach der Behandlung

Tragen Sie nach der Behandlung eine Pflegemaske, Tages- oder Nachtcreme auf, und stellen Sie sicher, dass Sie Sonnenschutz verwenden, wenn Sie nach draußen gehen. Verwenden Sie drei Tage lang kein anderes mechanisches oder chemisches Peeling. Unterziehen Sie sich in den drei Tagen nach der Anwendung des Geräts keiner Elektrolyse oder Gesichtsenthaarung, und verwenden Sie keine Haarentfernungsmittel. Make-Up kann sofort nach der Behandlung aufgetragen werden.

Reinigung und Wartung

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Verwenden Sie keine Chemikalien, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton zum Reinigen des Geräts.

1 Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen (Abb. 6).

2 Nehmen Sie den Anwendungsaufsatz vom Gerät. (Abb. 9)

3 Reinigen Sie den Anwendungsaufsatz unter fließendem heißem Wasser und etwas Spülmittel. Wenn der Peeling-Ring schmutzig ist, lassen Sie den Aufsatz in heißem Wasser mit Spülmittel fünf bis zehn Minuten lang einweichen. Sie können die Bürste zur Reinigung verwenden. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Filter reinigen, wenn der Anwendungsaufsatz umgedreht ist, um den restlichen Schmutz abzuspülen. Trocknen Sie den Anwendungsaufsatz mit einem fusselfreien Handtuch, oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen (Abb. 10).

4 Reinigen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch (Abb. 11).

5 Setzen Sie den trockenen Anwendungsaufsatz wieder auf das Gerät.

6 Wischen Sie die Ladestation mit einem feuchten Tuch ab.

Gefahr: Halten Sie Gerät und Ladestation immer trocken. Spülen Sie sie nie unter fließendem Wasser ab, und tauchen Sie sie niemals in Wasser.

Reinigen Sie den Anwendungsaufsatz nach jedem Gebrauch aus hygienischen Gründen und um ein Verstopfen des Filters zu verhindern. Verwenden Sie nur Spülmittel oder eine Alkohollösung (max. 70 %) zum Reinigen des Anwendungsaufztes.



18 DEUTSCH

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät mit aufgestecktem Anwendungsaufsatz in der Ladestation oder der Tasche auf.

Hinweis: Bewahren Sie keinen nassen Anwendungsaufsatz auf dem Gerät oder in der Tasche auf.

Ersatz

Ein abgenutzter, scheuernder Aufsatz kann zu Hautirritationen führen. Der Anwendungsaufsatz sollte daher spätestens alle 6 Monate ausgetauscht werden, wenn die Peelingfläche verformt oder beschädigt ist. Ersatzaufsätze finden Sie auf unserer Website. Der Anwendungsaufsatz kann durch den Produktcode identifiziert werden. Sie finden diesen Code auf der Innenseite des Anwendungsaufztes.

Zubehör bestellen

Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).

Umwelt

- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 12).

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Ich weiß nicht, ob sich das Gerät für meine Haut eignet.	Lesen Sie den Abschnitt "Wichtige Hinweise und andere Warnhinweise" im Kapitel "Wichtig", um zu prüfen, ob das Gerät für Ihre Haut geeignet ist.
Das Gerät lädt nicht.	Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen, Strom führt. Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß in der Ladestation sitzt. Wenn Sie eine Steckdose in einem Badezimmerschrank verwenden, müssen Sie möglicherweise das Licht einschalten, um die Steckdose zu aktivieren. Wenn die Anzeige auf dem Gerät noch immer nicht aufleuchtet oder das Gerät weiterhin nicht lädt, setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Verbindung.
Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Laden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung auf. Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt und ob die Steckdose Strom führt. Überprüfen Sie, ob die Ladeanzeige auf dem Gerät leuchtet, um sicher zu sein, dass das Gerät geladen wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Ein-/Ausschalter ordnungsgemäß betätigt haben. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie das Philips Service-Center.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn es aufgeladen wird.	Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung. Das Gerät funktioniert nicht, wenn es aufgeladen wird. Laden Sie das Gerät für eine 5-Minuten-Behandlung ungefähr 1 Stunde lang auf.
Ich erhalte keine optimalen Ergebnisse, wenn ich das Gerät auf nasser Haut verwende.	Verwenden Sie das Gerät nur auf trockener Haut. Optimale Ergebnisse werden nur erzielt, wenn das Gerät auf trockener Haut verwendet wird.
Meine Haut reagiert nach der Behandlung mit dem Gerät gereizt.	Diese Behandlung kann zu leichter Rötung der Haut direkt nach der Behandlung führen. Während der Behandlung kann möglicherweise ein warmes oder kribbelndes Gefühl auftreten. Dieses Gefühl verschwindet gewöhnlich nach einigen Minuten und wird im Allgemeinen als angenehm empfunden. Die Haut kann sich trocken und schuppig anfühlen oder für längere Zeit rot und angeschwollen sein. In diesem Fall haben Sie das Gerät möglicherweise zu fest auf Ihr Gesicht gedrückt oder dieselbe Stelle zu oft behandelt. Versuchen Sie, bei der nächsten Behandlung weniger Druck anzuwenden, oder behandeln Sie die betroffene Stelle weniger. In seltenen Fällen kann das Gerät Prellungen, Blasen, Kratzer oder Pigmentierungsveränderungen verursachen. Fast alle Hautreaktionen verschwinden innerhalb einer Woche, Pigmentierungsveränderungen innerhalb einiger Wochen oder Monaten. Um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden, verwenden Sie nach der Behandlung eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor oder eine Sonnencreme. So vermeiden Sie Sonnenbrand. Das Gerät wurde geprüft und als sicher eingestuft, wenn es gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wird. Medikamente oder Produkte und ihre möglichen Nebenwirkungen können unterschiedliche Auswirkungen auf jede Person haben. Da immer die Möglichkeit besteht, dass eine seltene oder zuvor unbekannte Nebenwirkung durch den Gebrauch dieses Geräts oder eines anderen Produktes auftritt, kontaktieren Sie bitte das Philips Service-Center, wenn eine oben nicht genannte Nebenwirkung auftritt.
Es ist schwierig, das Gerät über meine Haut zu führen/ich fühle keine Saugwirkung/die Behandlung erzielt nicht den gleichen Effekt wie bei vorherigen Behandlungen.	Prüfen Sie, ob der Filter verstopt ist. Reinigen Sie den Anwendungsaufsatz unter fließendem Wasser. Wenn der Peeling-Ring schmutzig ist, weichen Sie den Aufsatz für 5 bis 10 Minuten in heißem Wasser mit Spülmittel ein. Sie können die Reinigungsbürste zum Reinigen verwenden. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Filter mit dem Anwendungsaufsatz mit der Oberseite nach unten reinigen, damit etwaiger Schmutz im Filter ausgespült werden kann. Trocknen Sie den Anwendungsaufsatz mit einem fressfreien Tuch, oder lassen Sie ihn an der Luft trocken. Prüfen Sie, ob Sie die Saugwirkung des Geräts spüren, wenn der Anwendungsaufsatz abgenommen wird: Entfernen Sie den Anwendungsaufsatz, und schalten Sie dann das Gerät ein. Wenn Sie Ihren Finger auf das Loch legen, sollten Sie die Saugwirkung spüren können. Wenn Sie die Saugwirkung nicht spüren, ist das Gerät möglicherweise defekt. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihr Philips Service-Center.
Ich habe aufgrund der Saugwirkung Schwierigkeiten, das Gerät auf meiner Stirn zu führen.	Versuchen Sie das Gerät unterschiedlich zu halten, um den richtigen Behandlungswinkel zu finden, damit das Gerät ausreichenden Hautkontakt auf der Stirn hat. Führen Sie das Gerät langsam über Ihre Stirn. Sie können auch versuchen, Ihre Hand still zu halten und stattdessen Ihren Kopf zu bewegen.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Qu'est-ce que VisaCare et en quoi cela peut-il être bénéfique pour votre peau ? L'âge, le manque de sommeil, le stress émotionnel ou des éléments environnementaux peuvent avoir un effet néfaste sur votre peau. Lorsque vous remarquez les premiers signes de vieillissement de la peau et que votre peau ne semble plus récupérer aussi rapidement, elle requiert un soin et une attention supplémentaires. C'est la raison pour laquelle nous avons développé VisaCare, une nouvelle approche pour combattre les premiers signes de l'âge, pour une peau plus jeune aujourd'hui et demain. Selon votre type de peau, vous pourrez remarquer des effets immédiats comme une peau plus lisse et revitalisée après une ou quelques séances. Vous pouvez vous attendre à une peau plus ferme et un teint plus homogène sous 4 à 6 semaines.

Vous pouvez utiliser VisaCare confortablement chez vous et profiter d'une peau plus lisse, plus ferme et revitalisée. VisaCare est doté d'un système double action qui exfolie et masse en même temps. Ce système est plus efficace et plus contrôlé qu'une exfoliation de peau manuelle. Il est conçu pour compléter vos habitudes quotidiennes. Utilisez VisaCare après avoir nettoyé votre peau et avant d'appliquer un masque, une crème de jour ou une crème de nuit. Après la séance, votre peau est préparée pour une meilleure absorption du masque ou de la crème. Prêt(e) à commencer ? Utilisez VisaCare à la maison deux fois par semaine pour obtenir des résultats visibles.

Fonctionnement de la technologie de microdermabrasion de Philips

Philips VisaCare propose un système double action Air Lift et exfoliant qui masse votre peau et élimine les cellules mortes. Cette double action stimule le renouvellement de la peau pour une peau plus ferme, plus lisse et plus éclatante.

- 1 L'embout exfoliant renouvelle et dévoile la peau. Celle-ci est donc plus lisse et revitalisée par la stimulation de votre processus naturel de renouvellement des cellules. Il élimine en douceur les rugosités et les écailles pour épurer la peau et la préparer à une meilleure absorption de votre crème préférée après utilisation.
- 2 Le système Air Lift™ crée un léger mouvement de massage stimulant qui favorise la circulation sanguine tout en enlevant les cellules mortes de la peau et en la revitalisant.

Description générale (fig. 1)

- 1 Filtre
 - 2 Anneau exfoliant
 - 3 Embouts de microdermabrasion
 - 4 Bouton marche/arrêt
 - 5 Voyant de charge et indication de batterie faible
 - 6 Poignée
 - 7 Sortie d'air
 - 8 Socle de charge
 - 9 Embout « normal » pour une utilisation régulière
 - 10 Embout « sensible » pour une utilisation sur peaux sensibles (SC6240 uniquement)
 - 11 Adaptateur
 - 12 Petite fiche
- Brosse nettoyante (non illustrée)



Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Gardez l'adaptateur au sec.
- Ne chargez pas cet appareil dans un environnement humide (par ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés afin d'éviter tout accident.
- Si l'adaptateur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur de même type pour éviter toute situation dangereuse.
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas l'appareil si l'embout est cassé, fissuré, endommagé ou sale. Vérifiez toujours l'embout avant utilisation. En cas de doute, remplacez l'embout.
- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise pour la petite fiche afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Cet appareil contient un aimant. Eloignez les aimants des stimulateurs cardiaques. Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre appareil implanté dans leurs corps ne doivent pas se trouver à proximité d'aimants. Elles doivent consulter l'avis d'un médecin avant de toucher ou d'être en contact avec des aimants.

Attention

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le massage et l'élimination en douceur de la couche supérieure de la peau visant à accélérer le renouvellement normal de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil plus de deux fois par semaine cela pourrait entraîner des irritations de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil en combinaison avec des crèmes (exfoliantes) ou des peelings chimiques ou mécaniques car cela pourrait endommager l'appareil et votre peau.
- Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Chargez entièrement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

VisaCare améliore l'absorption de vos crèmes et de vos masques du visage. En raison de cela, une réaction cutanée néfaste peut apparaître. Il est conseillé de ne pas changer de crème au cours des 2 à 4 premières semaines d'utilisation de VisaCare. Lorsque vous commencez à utiliser une nouvelle crème après cette durée, commencez par la tester sur une petite zone. Cessez d'utiliser cette crème en présence d'une réaction cutanée néfaste lors de son application sur une peau traitée avec VisaCare. Lorsque vous commencez à utiliser VisaCare ou lorsque vous recommencez à l'utiliser après une interruption de plus de 2 semaines, utilisez l'embout pour peaux sensibles. Cela permettra à votre peau de se réhabituer à VisaCare.

Contre-indications et autres avertissements

Cet appareil a été conçu pour lutter contre les premiers signes de vieillissement du visage. La couche épidermique devenant de plus en plus fine au fil des années en raison de facteurs internes et externes, la rugosité de la peau et les signes de photodommages s'accroissent. Cet appareil est destiné à la peau du visage (à l'exception de la zone au-dessous et au-dessus des yeux).



22 FRANÇAIS

N'utilisez pas cet appareil :

- Si vous souffrez d'infections cutanées, de plaies ouvertes, de rougeurs, de brûlures, de coups de soleil, d'inflammations, d'eczéma, de psoriasis, de couperose, d'infections actives comme de l'herpès ou d'éruptions d'acné sur les zones d'utilisation.
- Si vous avez de grands grains de beauté, tatouages, taches de vin, maquillage permanent ou toute autre irritation cutanée sur les zones d'utilisation.
- Si, au cours des deux dernières semaines, votre peau a fait l'objet de soins cosmétiques, tels qu'un peeling chimique ou mécanique, une restructuration au laser, un traitement de laser fractionné ou mésothérapie ou tout autre traitement avec des rempisseurs dermiques.
- Si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter votre peau, comme ceux contenant des stéroïdes ou traitant l'acné (Accutane, Isotrétinoïne ou Roaccutane). Consultez votre médecin.
- Si vous avez des verrues, n'essayez pas de les faire disparaître avec cet appareil, elles pourraient s'étendre.
- Si vous avez des cicatrices, consultez votre médecin ou votre dermatologue avant de commencer à utiliser l'appareil.
- En complément d'un autre système de soin de la peau à domicile contenant un ingrédient exfoliant actif.

Conseil général

- Après chaque utilisation, il est conseillé d'utiliser une protection solaire avec un indice (SPF) 30 ou supérieur sur les zones d'utilisation pendant au moins 3 jours.
- Si votre peau présente un état particulier (y compris, mais non limitatif, mélanome, carcinome basocellulaire, kératoïde actinique, mélasma, lupus érythémateux systémique, porphyrie, trouble de la coagulation et troubles du collagène comme des cicatrices chéloïdes, la formation de cicatrices excessives ou des antécédents de cicatrisation difficile), consultez votre médecin avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Si vous avez l'intention de profiter du soleil (par exemple durant les vacances d'été), nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation une semaine avant les vacances et tant que vous êtes abondamment exposé(e) au soleil.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Charge

Charge de l'appareil

La charge de l'appareil prend environ 8 heures. Un appareil complètement chargé a une autonomie sans fil de 30 minutes maximum.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.**
- 2 Insérez la petite fiche dans la prise du socle de charge et l'adaptateur dans la prise secteur (fig. 2).**
- 3 Placez l'appareil sur le socle de charge (fig. 3).**
 - Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil se charge. (fig. 4)
 - Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge s'allume et reste blanc pendant 30 minutes. Après 30 minutes, le voyant de charge s'éteint (fig. 5).

Remarque : Vous pouvez utiliser l'appareil avant que la batterie soit complètement chargée, mais ses performances et son autonomie ne seraient pas optimales.

Indication de batterie faible

Lorsque la batterie est presque vide, le voyant de charge clignote en orange pendant 4 secondes lors de l'utilisation et après avoir éteint l'appareil. La batterie contient encore suffisamment d'énergie pour une séance complète de 5 minutes. Lorsque la batterie est complètement vide, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant de charge clignote très rapidement en orange. Il est conseillé de charger l'appareil immédiatement après l'utilisation.

Avant utilisation

Assurez-vous que vous avez chargé l'appareil pendant 8 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Préparation

Nettoyez toujours et séchez doucement votre visage jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Remarque : L'appareil est conçu pour une utilisation sur peau sèche uniquement. Ne l'utilisez pas sur un visage humide, ni sous la douche ou dans la baignoire.

Remarque : Utilisez le code QR situé sur le cache avant ou suivez le lien pour regarder la vidéo en ligne et connaître les instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Vous pouvez utiliser l'appareil jusqu'à deux fois une semaine. Une utilisation plus fréquente de l'appareil peut causer une irritation de la peau.

- 1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (fig. 6).
- 2 Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, testez l'embout sur votre avant-bras avant de l'utiliser sur votre visage. Faites un test avec l'appareil, puis attendez environ une heure. Si vous ne constatez pas de réaction cutanée majeure, vous pouvez utiliser l'embout sur votre visage en toute sécurité.

Remarque : Vérifiez toujours visuellement l'embout avant utilisation pour voir s'il est endommagé. Un embout endommagé peut griffer votre peau. Si l'embout est endommagé, remplacez-le.

Remarque : N'utilisez pas l'appareil sans l'embout car cela ne serait pas bénéfique pour votre peau et pourrait causer une réaction cutanée indésirable.

- 3 Placez l'embout sur votre visage afin de sentir l'aspiration. Assurez-vous que l'embout est toujours bien en contact avec la zone d'utilisation. N'appuyez toutefois pas fortement l'embout sur la surface de la peau (fig. 7).
- 4 Déplacez doucement l'embout selon des lignes droites. Commencez par le menton, puis remontez vers les joues, le front et le nez. Veillez à couvrir toutes les zones.

Conseil : Utilisez votre autre main pour tendre et maintenir la peau, et déplacez l'appareil en l'éloignant de votre main. Cette manière de faire facilite l'aspiration, en particulier sur les tempes et les joues. Consultez la carte visage à l'arrière du manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de déplacer l'appareil sur votre visage.

Ne déplacez pas l'appareil sur de grands grains de beauté, tatouages, taches de vin ou maquillage permanent.

N'utilisez pas l'appareil au-dessus ou au-dessous des yeux car la peau à cet endroit est fine et délicate. Lorsque vous utilisez l'appareil sur les ridules à l'extrémité des yeux, placez un doigt de l'autre main dans le coin de la paupière et déplacez l'appareil en l'éloignant de votre doigt vers la tempe.

Remarque : Ne maintenez pas la tête d'utilisation à un endroit après l'avoir placée sur la peau.



24 FRANÇAIS

- 5** En fonction de votre type de peau, commencez par utiliser le produit sur chaque zone entre 2 à 4 reprises. Lorsque votre peau est habituée à son utilisation, passez à 4 à 6 passages ou commencez à utiliser l'embout « normal ». Si vous utilisez l'embout « normal », commencez par 3 à 4 passages sur chaque zone. Une fois que votre peau est habituée à l'utilisation du produit, passez à 4 à 6 passages.
- 6** Lorsque vous avez utilisé l'appareil sur toutes les zones, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Une séance complète dure environ 5 minutes (fig. 8).

Selon votre type de peau, vous pouvez ressentir une sensation chaude de picotement et votre peau peut devenir légèrement rouge. Il s'agit d'un effet temporaire, qui devrait s'atténuer au bout de 5 à 10 minutes.

Conseil : Dans les zones où le contact entièrement avec la peau est plus difficile, par exemple sur le front, essayez différentes façons de tenir l'appareil. Testez des mouvements verticaux et horizontaux pour trouver le meilleur moyen d'établir un contact correct avec la peau. Vous pouvez également maintenir votre main immobile et bougez votre tête.

Si vous pensez que l'appareil est endommagé (comme après une chute ou un choc), examinez soigneusement l'embout. Si celui-ci est endommagé, remplacez-le. N'utilisez pas un embout endommagé car il pourrait causer des égratignures.

Après la séance

Après la séance, appliquez un masque, une crème de jour ou une crème de nuit, et veillez à utiliser une protection solaire si vous sortez. N'utilisez aucune autre méthode d'exfoliation mécanique ou chimique pendant 3 jours. Ne vous soumettez pas à une électrolyse ou une épilation à la cire du visage et n'utilisez pas de crèmes dépilatoires dans les 3 jours suivant l'utilisation de l'appareil. Vous pouvez vous maquiller immédiatement après la séance.

Nettoyage et entretien

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil. N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- 1** Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer (fig. 6).
- 2** Enlevez la tête d'utilisation de l'appareil. (fig. 9)
- 3** Nettoyez l'embout à l'eau chaude savonneuse. Si l'anneau exfoliant est sale, laissez l'embout tremper dans l'eau chaude savonneuse pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez utiliser la brosse. Veillez à nettoyer le filtre avec l'embout dirigé vers le bas pour rincer tout résidu restant dans le filtre. Séchez l'embout avec une serviette douce ou laissez-le sécher à l'air libre (fig. 10).
- 4** Nettoyez la poignée avec un chiffon humide (fig. 11).
- 5** Replacez l'embout sec sur l'appareil.
- 6** Nettoyez le socle de charge avec un chiffon humide.

Danger : Assurez-vous que l'adaptateur et le socle de charge restent toujours secs. Ne les rincez jamais sous l'eau du robinet et ne les immergez pas dans l'eau.

Pour des raisons d'hygiène, nettoyez l'embout après chaque séance afin d'éviter que le filtre ne se bouche. Utilisez uniquement du savon ou une solution à base d'alcool (maximum 70 %) pour nettoyer l'embout.





Rangement

Rangez l'appareil avec l'embout fixé dessus sur la base de recharge ou dans la housse.

Remarque : Ne rangez pas l'embout sur l'appareil ou dans la housse s'il est mouillé.

Remplacement

Une structure usée et abrasive peut entraîner une irritation de la peau. Par conséquent, l'embout doit être remplacé tous les 6 mois ou plus tôt si la structure abrasive est déformée ou endommagée. Des embouts sont disponibles sur notre site Web. L'embout peut être identifié par la référence produit. Vous la trouverez à l'intérieur de l'embout.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de recharge, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 12).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **www.philips.com/support** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Solution
Je ne sais pas si l'appareil est conçu pour être utilisé sur ma peau.	Consultez la section « Contre-indications et autres avertissements » du chapitre « Important » pour vérifier si l'appareil convient à votre peau.
L'appareil ne se charge pas.	Assurez-vous que la prise à laquelle vous avez connecté l'appareil est alimentée. Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale. Vérifiez si vous avez correctement placé l'appareil sur le socle. Si vous utilisez une prise de la salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de l'appareil ne s'allume toujours pas ou si l'appareil ne se charge toujours pas, contactez le Service Consommateurs Philips.
L'appareil ne fonctionne plus.	Chargez l'appareil selon les instructions de ce mode d'emploi. Vérifiez si y a une panne de courant et si la prise secteur est alimentée. Vérifiez si le voyant de charge de l'appareil s'allume pour vous assurer que l'appareil charge. Assurez-vous que vous avez appuyé correctement sur le bouton marche/arrêt. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le Service Consommateurs Philips.



26 FRANÇAIS

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il charge.	Il s'agit d'une mesure de sécurité. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner en cours de charge. Laissez l'appareil charger pendant environ 1 heure pour une séance de 5 minutes.
Je n'obtiens pas de résultats optimaux lorsque j'utilise l'appareil sur peau humide.	Utilisez l'appareil uniquement sur peau sèche. L'appareil ne fonctionne de manière optimale que sur peau sèche.
Ma peau réagit à l'utilisation de l'appareil.	L'utilisation de l'appareil peut entraîner une légère rougeur directement après la séance. Vous pouvez ressentir une sensation chaude de picotement durant la séance. Ces effets disparaissent généralement en quelques minutes et ne sont d'ordinaire pas ressenties comme désagréables. Il est possible que votre peau devienne sèche et écailluse, qu'elle reste rouge ou qu'elle gonfle. Dans ce cas, il est possible que vous ayez appuyé trop fortement sur votre visage ou utilisé l'appareil à trop de reprises sur une même zone. Essayez d'exercer une pression moins forte lors de la séance suivante ou utilisez l'appareil à moins de reprises sur la zone. Dans de rares cas, l'appareil peut causer une ecchymose ou une cloque, une égratignure ou un changement de pigmentation. La plupart des réactions cutanées disparaîtront en une semaine et un changement de pigmentation s'atténuerà en plusieurs semaines ou mois. Pour éviter d'éventuels effets secondaires, utilisez une crème de jour avec un indice de protection solaire ou une crème de protection solaire après la séance. Cela permet d'éviter les coups de soleil. L'appareil a été testé et confirmé pour une utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. Les médicaments ou produits et leurs éventuels effets secondaires peuvent affecter des personnes de différentes manières. Il est toujours possible qu'un effet secondaire rare ou inconnu survienne lors de l'utilisation de cet appareil ou de tout autre produit. Dans ce cas, contactez le Service Consommateurs Philips si vous subissez un effet secondaire non mentionné ci-dessus.
Il est difficile de faire glisser l'appareil sur ma peau/je ne sens pas l'aspiration/l'effet semble être moins important qu'après les séances précédentes.	Vérifiez si le filtre est bouché. Nettoyez l'embout en le rinçant sous l'eau du robinet. Si l'anneau exfoliant est sale, laissez l'embout tremper dans l'eau chaude savonneuse pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez utiliser la brosse nettoyante. Veillez à nettoyer le filtre avec l'embout dirigé vers le bas pour rincer tout résidu restant dans le filtre. Séchez l'embout avec une serviette douce ou laissez-le sécher à l'air libre. Vérifiez si vous pouvez sentir l'aspiration de l'appareil lorsque l'embout est retiré : pour ce faire, retirez l'embout, puis allumez l'appareil. Lorsque vous mettez votre doigt sur le trou, vous devez pouvoir sentir l'aspiration. Si vous ne sentez pas l'aspiration, l'appareil est peut-être cassé. Contactez alors votre Service Consommateurs Philips.
J'ai du mal à maintenir l'aspiration sur mon front.	Essayez différentes façons de maintenir l'appareil sur le front afin de trouver l'angle correct pour l'embout et garantir un contact adapté avec la peau. Veillez à déplacer lentement l'appareil sur le front. Vous pouvez essayer de maintenir votre main immobile et déplacer plutôt votre tête.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Cos'è VisaCare e come può aiutare la vostra pelle? L'età, la mancanza di sonno, gli stress emotivi o gli elementi ambientali possono influire sulla vostra pelle. Quando iniziate a vedere i primi segni di invecchiamento della pelle e la pelle non sembra recuperare più in modo veloce, è necessaria più cura e attenzione per essa. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato VisaCare, il nostro nuovo sensazionale metodo per gestire i primi segni d'invecchiamento, per una pelle giovane oggi e domani. A seconda della vostra pelle, potete notare effetti immediati come una pelle più liscia e rivitalizzata dopo un trattamento o pochi trattamenti. In 4-6 settimane è possibile ottenere una pelle levigata con un tono più uniforme.

Potete utilizzare VisaCare comodamente a casa per ottenere una pelle più liscia, levigata e rivitalizzata. VisaCare vanta un sistema a doppia azione che esfolia e contemporaneamente massaggia. Questo sistema risulta più efficace e controllato per esfoliare la pelle rispetto al trattamento con le mani. Ideato per migliorare le vostre attuali abitudini, potete utilizzare VisaCare dopo la pulizia della pelle e prima di applicare una maschera nutriente, una crema per il giorno o per la notte. Dopo il trattamento, la vostra pelle è predisposta per un migliore assorbimento della maschera o della crema. Pronte per iniziare? Usate VisaCare a casa due volte a settimana per godere di risultati reali e visibili.

Come funziona la tecnologia Philips di microdermoabrasione

Philips VisaCare offre un sistema DualAction Air Lift & Exfoliation che consente di esercitare contemporaneamente un'azione esfoliante e massaggiante, stimolando il processo di rinnovamento cutaneo rendendo la pelle più liscia, levigata e visibilmente radiosa.

- 1 L'accessorio esfoliante esercita un'azione di rinnovamento donando una pelle più liscia e più tonificata, stimolando il naturale processo di rinnovamento delle cellule. Rimuove delicatamente la ruvidezza e la squamosità della pelle, uniformandola per prepararla a un assorbimento migliore della vostra crema preferita dopo il trattamento.
- 2 Il sistema Air Lift System™ crea un'azione massaggiante delicata e stimolante che favorisce la circolazione sanguigna rimuovendo allo stesso tempo le cellule morte della pelle e consentendo, in questo modo, di rivitalizzare la pelle.

Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Filtro
- 2 Anello esfoliante
- 3 Punta per il trattamento di microdermoabrasione
- 4 Pulsante on/off
- 5 Spia di ricarica e indicazione di "batteria scarica"
- 6 Impugnatura
- 7 Uscita dell'aria
- 8 Supporto di ricarica
- 9 Accessorio "Normal" (Normale) per trattamento normale
- 10 Accessorio "Sensitive" (Sensibile) per il trattamento delicato (solo SC6240)
- 11 Adattatore
- 12 Spinotto
- Spazzolina per la pulizia (non illustrata)

**Importante**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.
- Non caricate l'apparecchio in ambienti bagnati (ad esempio vicino a una vasca da bagno riempita d'acqua, a una doccia aperta o a una piscina).

Avviso

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio o l'adattatore nel caso in cui sia danneggiato o rotto al fine di evitare lesioni.
- Se l'adattatore è danneggiato, è necessario sostituirlo esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Non utilizzate l'apparecchio se l'accessorio per il trattamento è rotto, scheggiato, danneggiato o sporco. Ispezionate sempre l'accessorio prima dell'uso. Se in dubbio, sostituitelo.
- Non inserite materiali in metallo nella presa per evitare il rischio di corto circuito.
- Questo apparecchio contiene un magnete. Le persone che portano un pacemaker cardiaco o altri dispositivi impiantati non devono avvicinarsi troppo al magnete. Prima che tali persone utilizzino o vengano a contatto con i magneti deve essere richiesto un parere medico specializzato.

Attenzione

- Non utilizzate l'apparecchio per nessun altro scopo se non quello di massaggiare e rimuovere delicatamente lo strato in superficie di pelle morta per velocizzare il ricambio normale della pelle.
- Non utilizzate l'apparecchio più di due volte a settimana, onde evitare irritazioni della pelle.
- Non utilizzate l'apparecchio con creme esfolianti o con peeling chimici o meccanici, onde evitare danni all'apparecchio e alla pelle.
- Ricaricate, utilizzate e riponete l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Caricate completamente l'apparecchio almeno ogni 3 mesi per preservare la durata delle batteria. VisaCare ottimizza l'assorbimento delle vostre creme e maschere per il viso. A causa di questo tipo di assorbimento superiore, è possibile che si verifichi una irritazione della pelle. Vi consigliamo pertanto di non cambiare crema durante le prime 2-4 settimane di utilizzo di VisaCare. Quando iniziate ad utilizzare una nuova crema dopo questo lasso di tempo, testatela prima su una piccola parte della pelle. Non continuate ad utilizzare questa crema in caso di irritazioni cutanee avverse in presenza di applicazione sulla pelle trattata con VisaCare. Quando iniziate il trattamento, o lo riniziaste dopo una pausa di oltre 2 settimane, iniziate nuovamente con l'accessorio "Sensitive" (Sensibile). In questo modo la vostra pelle si abituerà nuovamente al trattamento.

Controindicazioni e altre avvertenze

Questo apparecchio è stato sviluppato per gestire i primi segni di invecchiamento del viso. Dal momento che lo strato di epidermide diventa sempre più sottile con il passare degli anni a causa di fattori esterni e interni, la pelle ruvida e i segni di fotolesione diventano sempre più evidenti. L'obiettivo di questo apparecchio è la pelle del viso (ad esclusione delle aree sotto e sopra gli occhi).

Non utilizzate l'apparecchio:

- In caso di infezioni della pelle, ferite aperte, orticarie, bruciature, scottature da sole, infiammazioni, eczema, psoriasi, acne rosacea, infezioni attive come herpes o eruzioni di acne nelle aree da trattare.
- In caso di nei atipici, tatuaggi, nevi vinosi, trucco permanente o qualsiasi altra irritazione della pelle nelle aree da trattare.
- Se la vostra pelle deve ancora ristabilirsi a seguito di un trattamento cosmetico, ad esempio un peeling chimico o meccanico, un rinnovamento cutaneo al laser; un trattamento al laser frazionale, una mesoterapia o qualsiasi altro trattamento con dermoriempitivi nelle due settimane precedenti.
- Se assumete medicinali che potrebbero avere effetti sulla pelle, come steroidi o farmaci per l'acne (Accutane, Isotretinoine o Roaccutane). Consultate il vostro medico.
- In caso di presenza di verruche. Non provate a eliminarle con questo apparecchio. Potrebbero ampliarsi.
- In caso di cicatrici, consultate il medico o il dermatologo prima di utilizzare l'apparecchio.
- In combinazione con qualsiasi altro sistema per la cura della pelle in casa che contenga ingredienti attivi per il peeling.

Consigli generali

- Dopo ogni trattamento, è consigliabile utilizzare un fattore di protezione solare (SPF) 30 o superiore sulle aree trattate per almeno 3 giorni.
- In caso di pelle in gravi condizioni (tra cui ma non limitatamente a: melanoma, basalioma, cheratosi solare, melasma, lupus eritematoso sistematico, porfiria, anomalie della coagulazione e del collagene come ferite da cheloide, formazione eccessiva di cicatrici o episodi di cattiva guarigione delle ferite), consultate il medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Se pensate di esporvi al sole (ad esempio durante le vacanze estive), consigliamo di interrompere il trattamento una settimana prima delle vacanze e per tutto il periodo di esposizione al sole.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Come ricaricare l'apparecchio

Ricarica dell'apparecchio

La ricarica dell'apparecchio richiede circa 8 ore. Un apparecchio a piena carica ha un'autonomia di funzionamento senza filo di 30 minuti.

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2** Inserite lo spinotto nella presa del supporto di ricarica e l'adattatore nella presa di corrente (fig. 2).
- 3** Posizionate l'apparecchio sul supporto di ricarica (fig. 3).
 - Quando l'apparecchio è in carica, la spia di ricarica emette una luce bianca lampeggiante. (fig. 4)
 - Quando la batteria è completamente carica, la spia di ricarica diventa bianca per 30 minuti. Dopo 30 minuti, la spia si spegne (fig. 5).

Nota: potete utilizzare l'apparecchio prima che la batteria sia completamente carica. Tuttavia, in tal caso le prestazioni e il tempo di funzionamento non saranno ottimali.



Indicazione di "batteria scarica"

Se la batteria è quasi scarica, la spia di ricarica lampeggi in ambra per 4 secondi durante l'uso e dopo aver spento l'apparecchio. La batteria contiene ancora abbastanza energia per un trattamento completo di 5 minuti. Quando la batteria è completamente scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente e la spia di ricarica lampeggi in ambra molto rapidamente. È consigliabile ricaricare l'apparecchio subito dopo l'uso.

Predisposizione dell'apparecchio

Assicuratevi di aver caricato l'apparecchio per 8 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

Preparazione

Pulite e asciugate delicatamente il viso fino a renderlo completamente asciutto.

Nota: l'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso su pelle asciutta. Non utilizzatelo sul viso bagnato, nella doccia o nella vasca da bagno.

Nota: utilizzate il codice QR sulla parte anteriore del rivestimento oppure seguite il link per visualizzare il video online per le istruzioni sull'uso corretto dell'apparecchio.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Nota: utilizzate l'apparecchio due volte a settimana. Usare l'apparecchio più spesso potrebbe causare irritazione della pelle.

- 1** Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio (fig. 6).
- 2** Quando utilizzate l'apparecchio per la prima volta, provate l'accessorio per il trattamento sull'avambraccio prima di applicarlo sul viso. Passate l'apparecchio e poi aspettate circa un'ora. Se riscontrate una reazione cutanea che pian piano scompare, potete utilizzare l'accessorio sul viso senza alcun rischio.

Nota: prima dell'uso, controllate sempre che l'accessorio per il trattamento non sia danneggiato. Un accessorio per il trattamento danneggiato graffia la pelle. Se l'accessorio per il trattamento è danneggiato, sostituitelo.

Nota: non utilizzate l'apparecchio senza l'accessorio per il trattamento poiché fa male alla pelle e potrebbe causare una reazione cutanea indesiderata.

- 3** Posizionate l'accessorio per il trattamento sul viso in modo tale da sentire l'aspirazione. Assicuratevi che l'accessorio per il trattamento sia sempre a pieno contatto con l'area da trattare. Tuttavia, non applicate troppa pressione con l'accessorio per il trattamento sulla superficie della pelle (fig. 7).
- 4** Muovete delicatamente l'accessorio per il trattamento con movimenti dritti. Iniziate dal mento e spostatevi quindi sulle guance, sulla fronte e sul naso. Assicuratevi di trattare tutte le aree.

Consiglio: usate l'altra mano per tenere la pelle tesa e muovete l'apparecchio lontano dalla mano. Questa operazione rende più facile ottenere un'adeguata aspirazione, in modo particolare sulle tempie e sulle guance. Per istruzioni dettagliate su come passare l'apparecchio sul viso, consultate la mappa del viso sul retro del manuale dell'utente.

non utilizzate l'apparecchio su nei atipici, tatuaggi, nevi vinosi o trucco permanente.

non trattate la pelle sotto o sopra gli occhi, poiché è sottile e delicata. Quando trattate le aree sottili sul lato dell'occhio, posizionate un dito dell'altra mano nell'angolo della palpebra e muovete l'apparecchio lontano dal dito verso la tempia.

Nota: non tenete l'accessorio per il trattamento in un singolo punto una volta posizionato sulla pelle.

5 A seconda del vostro tipo di pelle, iniziate a trattare ogni zona 2-4 volte. Quando la vostra pelle si è abituata al trattamento, aumentate a 4-6 volte o passate all'accessorio "Normal" (Normale). Quando utilizzate questo accessorio, iniziate a trattare ciascuna area 3-4 volte. Quando la vostra pelle si è abituata al trattamento, aumentate a 4-6 volte.

6 Dopo aver trattato tutte le aree, premete il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio.
Un trattamento completo richiede circa 5 minuti (fig. 8).

A seconda del vostro tipo di pelle, potreste provare una sensazione di calore e solletico e la pelle potrebbe diventare leggermente rossa. Si tratta solo di un effetto temporaneo che dovrebbe diminuire in 5-10 minuti.

Consiglio: nelle aree in cui è difficile raggiungere il contatto pieno con la pelle, come la fronte, provate modi diversi per tenere l'apparecchio. Provate movimenti verticali e orizzontali per trovare il modo migliore e stabilire un contatto adeguato con la pelle. Potete anche tenere ferma la mano e muovere la testa.

se sospettate che l'apparecchio sia danneggiato (ad esempio dopo una caduta o un urto), esaminate attentamente l'accessorio per il trattamento. Se è danneggiato, sostituitelo. Non utilizzate un accessorio danneggiato, onde evitare graffi.

Dopo il trattamento

Dopo il trattamento, applicate una maschera nutriente, una crema da giorno o da notte e assicuratevi di utilizzare la protezione solare quando uscite. Non usate alcun altro metodo di esfoliazione meccanico o chimico per 3 giorni. Non sottoponetevi a elettrolisi, ceretta del viso e non utilizzate depilatori nei 3 giorni successivi all'uso dell'apparecchio. Potete applicare il trucco subito dopo il trattamento.

Pulizia e manutenzione

non immergete l'apparecchio nell'acqua. Non utilizzate prodotti chimici per pulire l'apparecchio. Per la pulizia dell'apparecchio, non utilizzate spugne abrasive, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone.

- 1** Prima di pulire l'apparecchio, verificate che sia spento (fig. 6).
- 2** Rimuovete l'accessorio per il trattamento dall'apparecchio. (fig. 9)
- 3** Pulite l'accessorio per il trattamento sotto il rubinetto con acqua calda e un detergente per piatti. Se l'anello esfoliante è sporco, lasciate l'accessorio immerso in acqua calda con detergente per piatti per 5-10 minuti. Potete utilizzare la spazzola per pulirlo. Assicuratevi di pulire il filtro con l'accessorio per il trattamento capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti nel filtro. Asciugate l'accessorio per il trattamento con un asciugamano che non lascia residui o lasciatelo asciugare all'aria (fig. 10).
- 4** Pulite l'impugnatura con un panno umido (fig. 11).
- 5** Riposizionate l'accessorio per il trattamento asciutto sull'apparecchio.
- 6** Pulite il supporto di ricarica con un panno umido.

Pericolo: mantenete l'adattatore e il supporto di ricarica sempre asciutti evitando di sciacquarli sotto l'acqua corrente o di immergerli in acqua.

Pulite l'accessorio per il trattamento dopo ogni uso per motivi di igiene e per prevenire l'ostruzione del filtro. Per la pulizia dell'accessorio per il trattamento, utilizzate solo detergente per piatti o una soluzione a base di alcol (max. 70%).

Conservazione

Riponete l'apparecchio con l'accessorio per il trattamento inserito nel supporto di ricarica o nell'astuccio.

Nota: non inserite l'accessorio per il trattamento bagnato sull'apparecchio e non riponetelo nell'astuccio.



Sostituzione

Una struttura usurata e abrasiva potrebbe provocare l'irritazione della pelle. Pertanto, l'accessorio per il trattamento dovrebbe essere sostituito ogni 6 mesi o prima se la struttura abrasiva è deformata o danneggiata. Gli accessori di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web. L'accessorio per il trattamento può essere identificato dal codice del prodotto. Potete trovare questo codice nella parte interna dell'accessorio.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 12).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Soluzione
Non so se l'apparecchio è adatto alla mia pelle.	Consultate la sezione "Controindicazioni e altre avvertenze" nel capitolo "Importante" per controllare se l'apparecchio è adatto alla vostra pelle.
L'apparecchio non si carica.	Assicuratevi che la presa a cui collegate l'apparecchio sia attiva. Controllate che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale. Controllate di aver posizionato l'apparecchio correttamente sul supporto. Se utilizzate una presa posta sul mobiletto del bagno, potrebbe essere necessario accendere la luce per attivare la presa. Se la spia sull'apparecchio continua a non accendersi o se l'apparecchio continua a non caricarsi, contattate il centro assistenza clienti Philips.
L'apparecchio non funziona.	Caricate l'apparecchio secondo le istruzioni riportate in questo manuale dell'utente. Controllate che non si sia verificato un blackout e che la presa di corrente a muro sia attiva. Controllate che la spia di ricarica dell'apparecchio sia accesa per assicurarvi che l'apparecchio sia in carica. Assicuratevi di aver premuto il pulsante on/off correttamente. Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattate il centro assistenza clienti Philips.
L'apparecchio non funziona quando è in carica.	Questa è una misura di sicurezza. L'apparecchio non è progettato per funzionare durante la ricarica. Lasciate ricaricare l'apparecchio circa 1 ora per un trattamento di 5 minuti.

Problema	Soluzione
Non ottengo ottimi risultati quando uso l'apparecchio sulla pelle bagnata.	Utilizzate l'apparecchio solo sulla pelle asciutta. L'apparecchio funziona in modo ottimale solo sulla pelle asciutta.
La mia pelle ha delle reazioni al trattamento con l'apparecchio.	Il trattamento potrebbe causare lieve rossore subito dopo l'applicazione. Durante il trattamento è possibile provare una sensazione di calore e solletico. Generalmente, questi effetti scompaiono dopo qualche minuto e sono avvertiti come piacevoli. È possibile riscontrare una pelle secca o screpolata, rossore prolungato o gonfiore. In tal caso, potreste aver esercitato troppa pressione con l'apparecchio sulla pelle oppure avete trattato la stessa area per troppo tempo. Provate a esercitare meno pressione con l'apparecchio durante il successivo trattamento o trattate l'area per meno volte. In casi rari, l'apparecchio potrebbe causare lividi o bolle, graffi o cambiamenti della pigmentazione. Quasi tutte le reazioni cutanee scompariranno entro una settimana, il cambiamento della pigmentazione diminuirà entro diverse settimane o pochi mesi. Per evitare i possibili effetti collaterali, utilizzate una crema da giorno con fattore di protezione solare o una protezione solare dopo il trattamento, in modo da prevenire scottature. L'apparecchio è stato testato ed è stato dichiarato sicuro per l'utilizzo nelle modalità descritte nel manuale dell'utente. I medicinali o i prodotti e i loro possibili effetti collaterali possono influire diversamente a seconda della persona. Dal momento che esiste sempre la possibilità di riscontrare effetti collaterali rari o precedentemente sconosciuti con l'uso dell'apparecchio o con qualsiasi altro prodotto, contattate il centro assistenza clienti Philips qualora riscontrate un effetto collaterale diverso da quelli descritti in alto.
È difficile far scorrevre l'apparecchio sulla pelle/Non sento aspirazione/l'effetto sembra essere minore rispetto ai precedenti trattamenti.	Controllate se il filtro è ostruito. Pulite l'accessorio per il trattamento risciacquandolo sotto il rubinetto. Se l'anello esfoliante è sporco, lasciate l'accessorio immerso in acqua calda con detergente per piatti per 5-10 minuti. Potete utilizzare la spazzola per pulirlo. Assicuratevi di pulire il filtro con l'accessorio per il trattamento capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti nel filtro. Asciugate l'accessorio per il trattamento con un asciugamano che non lascia residui o lasciatelo asciugare all'aria. Controllate di sentire l'aspirazione dell'apparecchio quando l'accessorio per il trattamento è stato estratto: rimuovete l'accessorio e accendete quindi l'apparecchio. Quando posizionate il dito sul foro, dovreste sentire l'aspirazione. Se non sentite l'aspirazione, l'apparecchio potrebbe essere rotto. Contattate il vostro centro assistenza clienti Philips.
Incontro difficoltà nel mantenere l'aspirazione sulla fronte.	Provate dei modi diversi per posizionare l'apparecchio e trovare l'angolo retto dell'accessorio per il trattamento con la fronte, al fine di ottenere un buon contatto con la pelle. Assicuratevi di muovere l'apparecchio lentamente sulla fronte. Potete provare a tenere ferma la mano, muovendo la testa.



34 NEDERLANDS

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Wat is VisaCare en hoe kan het uw huid helpen? Leeftijd, slaaptekort, emotionele spanning en het weer kunnen van invloed zijn op de conditie van uw huid. Wanneer u de eerste tekenen van huidveroudering begint te zien en uw huid niet meer zo snel lijkt te herstellen, heeft uw huid extra zorg en aandacht nodig. Daarom hebben we VisaCare ontwikkeld: onze spannende nieuwe benadering om de eerste tekenen van huidveroudering tegen te gaan, zodat uw huid er jong blijft uitzien. Afhankelijk van uw huid, zijn de effecten onmiddellijk zichtbaar: een gladdere en gerevitaliseerde huid na één of enkele behandelingen. Effecten zoals een steviger huid en een egaler teint ziet u na 4 tot 6 weken.

U kunt VisaCare gewoon thuis gebruiken voor een gladdere, steviger en gerevitaliseerde huid. VisaCare wordt geleverd met een tweevoudig systeem dat tegelijkertijd scrubt en masseert. Dit systeem werkt doeltreffender en gecontroleerder dan uitsluitend handmatige scrubs van uw huid. Omdat VisaCare is ontwikkeld om uw dagelijkse routine uit te breiden, kunt u het gebruiken na het reinigen van uw huid en voor het aanbrengen van een voedend masker en dag- of nachtcrème. Na de behandeling kan uw huid het masker of de crème beter opnemen. Bent u er klaar voor? Gebruik VisaCare tweemaal per week voor zichtbare resultaten.

Hoe werkt de Philips Microdermabrasion-technologie

Philips VisaCare werkt op basis van een Dual Action Air Lift & Exfoliation-systeem, dat tegelijkertijd masseert en scrubt. Dit stimuleert celaanmaak in de huid voor een steviger, gladdere en zichtbaar stralende huid.

- 1 De scrubkop vernieuwt de huid en bevordert het natuurlijke celvernieuwingsproces zodat u een gladdere, steviger huid krijgt. Onfeffenheden worden op zachte wijze weggewerkt om uw huid te verfijnen en voor te bereiden op een betere opname van uw favoriete crème na de behandeling.
- 2 Het Air Lift System™ masseert en stimuleert uw huid en bloedcirculatie. Dode huidcellen worden verwijderd en uw huid gaat weer stralen.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Scrubring
 - 3 Microdermabrasion-behandelingskop
 - 4 Aan/uit-schakelaar
 - 5 Oplaadlampje en "Accu bijna leeg" indicatie
 - 6 Handvat
 - 7 Luchtuiltaat
 - 8 Oplader
 - 9 "Normale" kop voor normale behandeling
 - 10 "Gekoelde" kop voor zachte behandeling (alleen SC6240)
 - 11 Adapter
 - 12 Kleine stekker
- Schoonmaakborsteltje (niet afgebeeld)

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de adapter droog.
- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving (bijv. in de buurt van een gevuld bad, een lopende douche of een gevuld zwembad).

Waarschuwing

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde adapter.
- Gebruik het apparaat en de adapter niet als deze beschadigd of kapot zijn om verwondingen te voorkomen.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Gebruik het apparaat niet als de behandelkop gebroken, geborsten, beschadigd of vuil is. Controleer de behandelkop altijd voor gebruik. Vervang de behandelkop als u twijfelt.
- Steek geen metaalhoudend materiaal in de aansluiting voor het stekkertje, om kortsluiting te voorkomen.
- Dit apparaat bevat een magneet. Houd magneten uit de buurt van hartpacemakers. Personen met hartpacemakers of andere apparaten die in het lichaam zijn geïmplanteerd, mogen niet te dicht in de buurt van magneten komen. Dergelijke personen moeten een specialist raadplegen voordat zij magneten hanteren of hiermee in contact komen.

Let op

- Gebruik het apparaat alleen voor massage en het voorzichtig verwijderen van de dode bovenste huidlaag om de normale huidvernieuwing te versnellen.
- Gebruik het apparaat niet vaker dan tweemaal per week, om huidirritatie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met (scrub)crèmes of met chemische of mechanische peelings, anders kunnen uw huid en het apparaat beschadigd raken.
- Bewaar, gebruik en laad het apparaat op bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Laad het apparaat ten minste iedere 3 maanden helemaal op om de levensduur van de accu te verlengen.

VisaCare zorgt ervoor dat uw crèmes en gezichtsmaskers beter door uw huid worden opgenomen. Daardoor kunnen huidreacties optreden. U wordt geadviseerd niet van crème te wisselen tijdens de eerste 2 tot 4 weken dat u VisaCare gebruikt. Wanneer u na deze periode een nieuwe crème gaat gebruiken, raden wij u aan deze crème eerst te testen op een klein deel van uw huid. Blijf de nieuwe crème niet gebruiken als er huidreacties optreden op de met VisaCare behandelde huid. Begin met de gevoelige kop als u uw huid voor het eerst gaat behandelen of als u VisaCare meer dan 2 weken niet hebt gebruikt, zodat uw huid weer kan wennen aan de behandeling.

Contra-indicaties en andere waarschuwingen

Dit apparaat is ontwikkeld om de eerste tekenen van gezichtsveroudering tegen te gaan. Omdat de opperhuid in de loop van de jaren dunner wordt door extrinsieke en intrinsieke factoren, worden een ruwe huid en tekenen van veroudering steeds beter zichtbaar. Het apparaat is bedoeld voor behandeling van de gezichtshuid (niet voor de huid rondom de ogen).



36 NEDERLANDS

Gebruik dit apparaat niet:

- Als u huidinfecties hebt, open wonden, uitslag, brandwonden, zonnebrand, ontsteking, eczeem, psoriasis, rosacea, actieve infecties zoals herpes of actieve acne-uitbraken in de te behandelen gebieden.
- Als u grote moedervlekken, tatoeages, wijnvlekken, permanente make-up of huidirritatie hebt in de gebieden die u wilt behandelen.
- Als uw huid nog aan het herstellen is van een cosmetische behandeling, zoals een chemische of mechanische peeling, laserresurfacing, behandeling met fractionele laser of mesotherapie of andere behandelingen met huidvullers in de afgelopen twee weken.
- Als u medicijnen gebruikt die invloed hebben op uw huid, zoals steroïden of acnemedicatie (Accutane, Isotretinoïne of Roaccutane), raadpleeg dan uw arts.
- Als u wratten hebt. Probeer deze niet te verwijderen met het apparaat; de wratten kunnen worden uitgespreid.
- Als u littekens hebt. Raadpleeg uw arts of dermatoloog voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- In combinatie met een ander huidverzorgingssysteem voor thuis dat een actief scrubelement bevat.

Algemeen advies

- Wij raden u aan om in ieder geval de eerste drie dagen na elke behandeling een zonnebrandcrème met minimaal factor 30 te gebruiken op de behandelde gebieden.
- Als u lijdt aan een significante huidaandoening (inclusief, maar niet beperkt tot, melanoom, basaalcelcarcinoom, actinische keratose, melasma, systemische lupus erythematoses, porfyrie, stollingsafwijking en collageenafwijkingen zoals keloiden, buitensporige littekenformatie of een geschiedenis van slechte wondgenezing), raadpleeg uw dokter voordat u het apparaat gebruikt.
- Als u van plan bent van de zon te genieten (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie), raden we u aan de behandeling te onderbreken vanaf één week voorafgaand aan de vakantie en gedurende de gehele periode waarin u veel in de zon komt.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Opladen

Het apparaat opladen

Het duurt ongeveer 8 uur om het apparaat op te laden. Een volledig opgeladen apparaat kunt u maximaal 30 minuten snoerloos gebruiken.

- 1** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
 - 2** Steek de kleine stekker in het contact van de oplaadhouder en steek de adapter in het stopcontact (fig. 2).
 - 3** Plaats het apparaat in de oplaadstandaard (fig. 3).
- Het oplaadlampje knippert wit om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. (fig. 4)
- Wanneer de accu helemaal is opgeladen, brandt het oplaadlampje 30 minuten ononderbroken wit. Na 30 minuten gaat het oplaadlampje uit (fig. 5).

Opmerking: U kunt het apparaat gebruiken voordat de accu helemaal is opgeladen. De prestaties en gebruiksduur zijn in dat geval echter niet optimaal.

'Accu bijna leeg'-indicatie

Wanneer de accu bijna leeg is, knippert het oplaadlampje 4 seconden lang oranje tijdens gebruik en nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. De accu bevat nog steeds voldoende energie voor een volledige behandeling van vijf minuten. Wanneer de accu volledig leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit en gaat het oplaadlampje oranje knipperen. We raden u aan het apparaat meteen na gebruik op te laden.

Klaarmaken voor gebruik

Laad het apparaat 8 uur op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

Voorbereiding

Reinig en droog uw gezicht.

Opmerking: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor droog gebruik. Gebruik het niet op een natte huid of in de douche of badkuip.

Opmerking: Gebruik de QR-code op de voorzijde of volg de koppeling om de onlinevideo over het juiste gebruik van het apparaat te bekijken.

Het apparaat gebruiken

Opmerking: Gebruik het apparaat tweemaal per week. Vaker gebruiken kan huidirritatie veroorzaken.

- 1 Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen (fig. 6).
- 2 Test de behandelkop eerst op uw onderarm voordat u het apparaat voor de eerste keer op uw gezicht gebruikt. Behandel een klein huidoppervlak met het apparaat en wacht ongeveer een uur. Als een eventuele huidreactie verminderd, kunt u de behandelkop veilig op uw gezicht gebruiken.

Opmerking: Controleer voor gebruik altijd of de behandelkop beschadigd is. Een beschadigde behandelkop veroorzaakt schrammen op uw huid. Als de behandelkop beschadigd is, moet u deze vervangen.

Opmerking: Gebruik het apparaat niet zonder de behandelkop, omdat dit niet goed is voor de huid en een ongewenste huidreactie kan veroorzaken.

- 3 Zet de behandelkop op uw gezicht zodat u de zuigkracht voelt. Zorg ervoor dat er altijd volledig huidcontact is tussen de behandelkop en het te behandelen gebied. Duw de behandelkop echter niet hard op de huid (fig. 7).
- 4 Beweeg de behandelkop zachtjes en in rechte lijnen. Begin bij de kin en ga dan naar de wangen, het voorhoofd en de neus. Zorg ervoor dat alle gebieden worden behandeld.

Tip: Gebruik uw andere hand om de huid strak te trekken en te houden en beweeg het apparaat weg van uw hand. Dit maakt het gemakkelijker om een goede zuigwerking te bereiken, met name op de slapen en de wangen. Zie de afbeeldingen achter in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over hoe u het apparaat over uw gezicht moet bewegen.

Gebruik het apparaat niet op grote moedervlekken, tatoeages, wijnvlekken of permanente make-up.

Behandel de huid rondom de ogen niet; deze huid is dun en gevoelig. Wanneer u de lijtjes naast uw ogen behandelt, plaats dan een vinger van uw andere hand in de hoek van uw ooglid en beweeg het apparaat richting uw slaap.

Opmerking: Houd de behandelkop niet op één plek, wanneer u deze op de huid hebt geplaatst.

- 5 Behandel elk gebied in het begin 2 tot 4 keer, afhankelijk van de conditie van uw huid. Wanneer uw huid aan de behandeling gewend is, kunt u elk gebied 4 tot 6 keer behandelen of de normale behandelkop gaan gebruiken. Behandel elk gebied 3 tot 4 keer wanneer u de normale behandelkop gaat gebruiken. Wanneer uw huid aan de behandeling gewend is, kunt u elk gebied 4 tot 6 keer behandelen.
- 6 Wanneer u alle gebieden hebt behandeld, drukt u op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Een volledige behandeling duurt ongeveer 5 minuten (fig. 8).

Afhankelijk van uw huidtype kunt u een warm en tintelend gevoel ervaren en kan uw huid enigszins rood worden. Dit is slechts een tijdelijke reactie die binnen 5-10 minuten zou moeten afnemen.



38 NEDERLANDS

Tip: Probeer op gebieden waar volledig huidcontact moeilijker te realiseren is, zoals het voorhoofd, het apparaat op een andere manier vast te houden. Probeer met verticaal en horizontale bewegingen de beste manier te vinden om goed contact met uw huid te krijgen. U kunt ook uw hand stilstellen en in plaats daarvan uw hoofd bewegen.

Bekijk de behandelkop nauwkeurig als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is geraakt (bijvoorbeeld nadat het gevallen is of ergens tegen aangestoten is). Vervang de behandelkop als deze is beschadigd. Gebruik geen beschadigde behandelkop; dit kan schrammen veroorzaken.

Na de behandeling

Breng na de behandeling een voedend masker, dag- of nachtcrème aan en zorg ervoor dat uw huid beschermd is tegen de zon wanneer u naar buiten gaat. Gebruik gedurende drie dagen geen andere mechanische of chemische scrubmethode. Onderga in de drie dagen nadat u het apparaat hebt gebruikt geen elektrolyse- of harsbehandeling en gebruik geen ontharingsmiddelen voor het gezicht. U kunt direct na de behandeling make-up aanbrengen.

Reiniging en onderhoud

Dompel het apparaat niet onder in water. Gebruik geen chemische middelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit schuurponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of acetone om het apparaat schoon te maken.

- 1** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het gaat reinigen (fig. 6).
- 2** Verwijder de behandelkop van het apparaat. (fig. 9)
- 3** Maak de behandelkop onder de kraan schoon met warm water en een beetje afwasmiddel. Als de scrubring vuil is, laat u deze 5 tot 10 minuten weken in warm water met een beetje afwasmiddel. U kunt het borsteltje gebruiken om de scrubring schoon te maken. Maak het filter schoon met de behandelkop ondersteboven om vuil dat in het filter is achtergebleven weg te spoelen. Droog de behandelkop met een pluisvrije doek of laat de behandelkop aan de lucht drogen (fig. 10).
- 4** Maak het handvat schoon met een vochtige doek (fig. 11).
- 5** Plaats de droge behandelkop terug op het apparaat.
- 6** Veeg de oplaadvoet af met een vochtige doek.

Gevaar: Houd de adapter en de oplaadvoet altijd droog. Spoel ze nooit af onder de kraan en dompel ze nooit in water.

Maak de behandelkop na elk gebruik schoon, om hygiënische redenen en om verstopping van het filter te voorkomen. Gebruik alleen afwasmiddel of een alcoholoplossing (max 70%) om de behandelkop schoon te maken.

Opbergen

Berg het apparaat met de bevestigde behandelkop op in het etui of op de oplaadvoet.

Opmerking: Zorg ervoor dat de behandelkop droog is voordat u deze op het apparaat of in het etui plaatst.

Vervanging

Een versleten en schurende behandelkop kan tot huidirritatie leiden. Vervang de behandelkop daarom elke zes maanden of eerder als de kop vervormd of beschadigd is. Op onze website zijn vervangende behandelkoppen verkrijgbaar. De behandelkop is te herkennen aan de productcode. U vindt deze code aan de binnenkant van de behandelkop.

Accessoires bestellen

Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het 'worldwide guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 12).

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/support of lees het 'worldwide guarantee'-vouwblad.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.






Probleem	Oplossing
Ik weet niet of het apparaat geschikt is voor gebruik op mijn huid.	Lees 'Contra-indicaties en andere waarschuwingen' in het hoofdstuk "Belangrijk" om te controleren of het apparaat geschikt is voor uw huid.
Het apparaat laadt niet op.	Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op een werkend stopcontact. Controleer of de spanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning. Controleer of u het apparaat goed op de oplaadvoet hebt geplaatst. Als u een stopcontact in een badkamerkast gebruikt, kan het nodig zijn het licht aan te doen om het stopcontact te activeren. Als het lampje op het apparaat nog steeds niet gaat branden of wanneer het apparaat nog niet oplaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre.
Het apparaat werkt niet meer.	Laad het apparaat op volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Controleer of er een stroomstoring is en of het stopcontact werkt. Controleer of het oplaadlampje op het apparaat brandt om te controleren of het apparaat oplaat. Controleer of u de aan/uitknop goed hebt ingedrukt. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre als het apparaat nog steeds niet werkt.
Het apparaat werkt niet tijdens het opladen.	Dit is een veiligheidsmaatregel. Het apparaat hoort niet te werken tijdens het opladen. Laad het apparaat gedurende ongeveer 1 uur op voor een behandeling van 5 minuten.
Ik krijg geen optimale resultaten wanneer ik het apparaat op de natte huid gebruik.	Gebruik het apparaat alleen op een droge huid. Het apparaat werkt alleen op een droge huid optimaal.





40 NEDERLANDS

Probleem	Oplossing
Mijn huid reageert op behandeling met het apparaat.	Na behandeling met dit apparaat kan de huid een beetje rood worden. U kunt een warm, tintelend gevoel ervaren tijdens de behandeling. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk binnen enkele minuten en worden in het algemeen als aangenaam ervaren. Het is mogelijk dat u een droge of schilferige huid krijgt en dat de roodheid of zwelling langer aanhoudt. In dat geval hebt u het apparaat mogelijk te hard op uw gezicht gedrukt of hetzelfde gebied te vaak behandeld. Probeer minder druk uit te oefenen tijdens de volgende behandeling of behandel het gebied minder vaak. In zeldzame gevallen kan het apparaat een kneuzing of blaar, schram of pigmentatieverandering veroorzaken. Vrijwel alle huidreacties verdwijnen binnen een week. Pigmentatieveranderingen verdwijnen binnen enkele weken of een paar maanden. Om mogelijke bijwerkingen te voorkomen, kunt u na de behandeling een dagcrème met zonbeschermingsfactor of een zonnebrandcrème gebruiken. Dit helpt zonnebrand te voorkomen. Het apparaat is getest en veilig bevonden wanneer het wordt gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Medicijnen of producten en hun mogelijke bijwerkingen kunnen per persoon verschillende reacties voorzien. Er is altijd een mogelijkheid dat een zeldzame of voorheen onbekende bijwerking optreedt bij gebruik van dit apparaat of een ander product. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre als er een bijwerking optreedt die hierboven niet wordt vermeld.
Het is lastig het apparaat over mijn huid te schuiven/ik voel geen zuigkracht/ het effect lijkt minder dan na vorige behandelingen.	Controleer of het filter verstopt zit. Maak de behandelkop schoon onder de kraan. Als de scrubring vuil is, laat u deze 5 tot 10 minuten weken in warm water met een beetje afwasmiddel. U kunt het schoonmaakborsteltje gebruiken om de scrubring schoon te maken. Maak het filter schoon met de behandelkop ondersteboven om vuil dat in het filter is achtergebleven weg te spoelen. Droog de behandelkop met een pluisvrije doek of laat de behandelkop aan de lucht drogen. Controleer of u de zuigkracht van het apparaat kunt voelen wanneer de behandelkop is verwijderd: verwijder de behandelkop en schakel het apparaat in. Wanneer u uw vinger op de opening zet, zou u de zuigkracht moeten kunnen voelen. Als u geen zuigkracht voelt, is het apparaat mogelijk defect. Neem contact op met uw Philips Consumer Care Centre.
Ik heb moeite de zuigkracht op mijn voorhoofd in stand te houden.	Houd het apparaat op verschillende manieren vast om te ontdekken onder welke hoek de behandelkop goed contact maakt met de huid van het voorhoofd. Beweeg het apparaat langzaam over het voorhoofd. U kunt ook proberen uw hand stil te houden en in plaats daarvan uw hoofd te bewegen.











ALWAYS THERE TO HELP YOU

Register your product for further support at:
www.philips.com/welcome

SC6220

4222.100.1866.1

