


SC6250


PHILIPS

VisaCare

SC6250







English 6

简体中文 **21**

繁體中文 **35**

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at

www.philips.com/welcome.

What is VisaCare Prestige and how can it help your skin?

When your skin is young, it renews itself fast, the skin is firm, elastic and bright. With time, the metabolism of the skin slows down. For instance, in the morning, sleep mark recovery slows down – a sign that skin is losing elasticity and volume. Nothing can stop time, but there are ways to maintain your beauty and youthfulness longer.

Everybody knows that exercising regularly keeps your body fit and toned. In much the same way, your skin can become firmer and brighter if you give it a regular stimulating work-out, bringing oxygen and nutrients to skin cells.

That is why we have developed VisaCare Prestige: your daily facial workout device to address two major signs of aging – loss of firmness and dull complexion.



You can use VisaCare Prestige in the comfort of your own home to enjoy firmer feeling, brighter looking skin.

Ready to get started? Use VisaCare Prestige at home every day to enjoy real and visible results.

How Philips VisaCare Prestige works

Philips VisaCare Prestige offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. Two tailored tips (Firming and brightening tip) work with different intensities to specifically address the anti-aging needs of your skin:

- Firmer feeling skin: The Firming tip stimulates a deeper level of the skin where collagen is produced. It helps the skin to produce more skin cells and to thicken the epidermis. Use it twice a week.
- Youthful complexion: The brightening tip gently removes the top layer of dead skin cells where melanin accumulates. It stimulates blood circulation for a youthful, rosy glow today and tomorrow. Use it daily.



General description (fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliation ring
 - 3 Brightening tip for daily use
 - 4 Firming tip
 - 5 On/off button
 - 6 Charging light and 'battery low' indication
 - 7 Handle
 - 8 Air outlet
 - 9 Charging stand
 - 10 Small plug
 - 11 Adapter
- Pouch (not shown)
 - Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the device and save it for future reference.

Danger



- Keep the adapter dry.



- Do not charge this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning



- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2600) provided with the appliance.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the device or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.



- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the device in the shower or in the bath.
- Do not use the appliance if the tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the tip before use. When in doubt, replace the tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This device contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the device for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- To avoid skin irritation:
 - Do not use the device more than once a day.
 - Do not use the Firming tip more than twice a week.
 - Do not use the Firming tip and Brightening tip on the same day.
- Do not use the device in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the device and your skin.
- Charge, use and store the device at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the device at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare Prestige enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake, a negative skin reaction can occur. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of using VisaCare Prestige. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when you apply it on the skin on which you used VisaCare Prestige. When you start to use the device, or when you restart after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the Brightening tip. This will allow your skin to once again become used to the device.

Contraindications and other warnings

- This device has been developed to address dull and sagging facial skin. The focus of this device is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose or spider veins), sensitive skin, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.

- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this device. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the device.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the areas on which you used the device, for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the device.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip and only use the Brightening tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


Charging

Charging the appliance


Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

Note: Charging normally takes approximately 8 hours. When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.


- 1 Make sure the appliance is switched off.




- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.



- 3 Put the appliance in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.



- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously. After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute session. When the battery is completely empty, the device switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly.

Preparing for use

Always clean your face before you use VisaCare Prestige. Depending on your preference, use the device on a dry or wet face.

Note: The device is intended for use on a dry face or a face moistened with water. Do not use it in combination with a facial mask, (scrub) cream or similar products, as this may clog the device.

Wet use



This device is made to be used on wet skin. You can moisten your skin with some water before use. You can decide for yourself whether you prefer to use the device on wet or dry skin, both types of usage make your skin feel firmer, but the tip glides over wet skin more easily for a more pleasant and gentle experience.

The device can only be used on a clean skin. Make sure you rinse your face thoroughly after using foam, cleansers or other skincare products for optimal performance and a longer lifetime.

Tip: If your skin is dry before the end of the session, apply some more water to your skin to make the tip glide over the skin more easily again.

Warning: Do not use the device in the shower or in the bath.



To make sure your VisaCare Prestige works optimally on wet skin, the device is equipped with a smart system that is activated when a lot of water is inside. As a result the device might produce an intermittent humming sound until the conditions are optimal again to continue usage on wet skin. This is normal and ensures that you can use the device on wet skin. It does not have any impact on your skin or your device.

Water may drip from the socket at the bottom of the device when you use it on a wet face. This is normal and not dangerous.

Using the device


Warning: Always check the tip before use to see if it damaged. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.

Warning: Do not move the device over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.


First time use

Skin test


Before you use the device on your face for the first time, we advise you to test the tip on your inner forearm before you use it on your face.




- 1 Put the Brightening tip on the handle.



- 2 For wet use: apply some water to your inner forearm.



- 3 Press the on/off button to switch on the device.




- 4 Make a pass on your inner forearm and then wait for approximately one hour.

If a possible skin reaction diminishes within one hour, you can safely use the tip on your face.

First use on the face


Note: When you use the device for the first time we advise you to use the Brightening tip and to make just 2 passes. If you don't experience any skin reactions and your skin is used to the device, you can increase the number of passes. Never make more than 4 passes with the Brightening tip and 6 passes with the Firming tip.



- 1 Put the Brightening tip on the handle.



- 2 For wet use: apply some water to your face.



- 3 Press the on/off button to switch on the device.



- 4 Put the tip on your cheek in such a way that you feel the suction.

Make sure there is always full skin contact between the tip and the skin. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.


- 5 Gently move the tip in a straight line up towards your temple and then wait for approximately one hour.

If a possible skin reaction diminishes within one hour, you can safely use the tip on your whole face (see 'General use').

Selecting the right tip


VisaCare Prestige comes with two different tips:

- **Brightening tip for daily use**
 - 2-4 passes per area
 - Gentle exfoliation and massage
 - Mild/gentle airlift



The brightening tip gently removes top layer of dead skin cells where melanin accumulates. It stimulates blood circulation for youthful, rosy glow.








- **Firming tip for more intense use twice a week**
 - maximum usage: 2 times a week
 - 4-6 passes per area (start with 2-4 passes)
 - more intense exfoliation and massage
 - stronger airlift



Use the Firming tip to stimulate a deeper level of the skin where collagen is produced. It helps the skin to produce more skin cells and thicken the epidermis, for bouncy and elastic skin.

We advise you to use the brightening tip during the first session to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the Brightening tip, you can try the Firming tip.

Tip: For optimal results you can use the Firming tip twice a week and the Brightening tip on all other days. So this means you use the Brightening tip every day except the days on which you use the Firming tip. See the example weekly schedule below:

Day	Tip used
Monday	 Brightening tip
Tuesday	 Brightening tip
Wednesday	 Firming tip
Thursday	 Brightening tip
Friday	 Brightening tip
Saturday	 Brightening tip
Sunday	 Firming tip

Warning: Never use both tips on the same day, because this may cause skin irritation. After you have used one of the tips, wait until the next day before you use the other tip.


Warning: Do not use the Firming tip one week before you are going to be exposed to extensive sunlight (for example if you go on a sunny holiday). When summer starts, we advise to use only the Brightening tip for a while.

General use

Note: For a maximum effect, use the appliance every day. Do not use the appliance more often, as this may cause skin irritation.

Warning: If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), check the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.

Tip: We recommend using the appliance in the evening to avoid possible skin reactions from being visible during the day. Mild redness and a warm tingling sensation are normal and should disappear within 1 hour.




- 1 Put the preferred tip on the appliance.

Note: Do not use the appliance without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.



- 2 For wet use: apply some water to your skin.



- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.



- 4 Put the tip on your chin in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full contact between the tip and the skin. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.
- 5 Gently move the tip in straight lines. See the first illustration of how to use the appliance on facial zones on the fold-out page at the back of this manual.

Note: Do not keep the tip on the same spot when you have placed it on the skin.



Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

- 6 Start using the appliance on the chin, and then move to the cheeks, forehead, nose and temples. Make sure you pass the device over all areas. Check the illustration of facial zones at the back of this manual.

Warning: Do not use the appliance on the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you use the appliance on the fine lines on the side of the eyes, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger.

- 7 Depending on the type of tip and the condition of your skin, pass the appliance over each area a number of times:

- First use: pass the daily tip over each area 1 or 2 times.
 - After several uses: pass the daily tip over each area 3 to 4 times, or pass the normal tip over each area 2 times.
 - For optimal results: pass the daily tip over each area 4 times or pass the normal tip over each area 6 times.
- 8** When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete session normally does not take more than 5 minutes.
- 9** During and after the session, you will experience the stimulating massaging action of the Air Lift System™, which stimulates the blood circulation.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Explore vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

After treatment

After the session, apply a nourishing mask, moisturizer, day cream or night cream. After each session, apply a sunscreen with a sun protection factor (SPF) of 30 or higher on the treated areas for a minimum of 3 days.

Warning: take into account the following actions for the next 3 days after you have used the device:

- Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation.
- Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories.


You can apply make-up immediately after you have used the device.

Cleaning and maintenance


Warning: Do not immerse the appliance in water.

Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the handle or tips.


Note: Clean the tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the tip.



- 1 Switch off the device.



- 2 Remove the tip from the appliance.



- 3 Clean the tip under the tap with hot water (max. 70°C) and some washing-up liquid.

Tip: You can use the cleaning brush to clean the tip.

Tip: If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid or in alcohol solution for 5-10 minutes.

Note: Clean the filter of the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter.

- 4 Dry the tip with a lint-free towel or leave it to air dry. Place it back onto the handle when it is dry.


- 5 Clean the handle under the tap (max. 40°C).

Note: Only use water to clean the handle.

- 6 Dry the handle with a dry cloth.

- 7 Clean the charging stand with a moist cloth.

Danger: Keep the adapter and the charging stand dry. Never immerse them in water or rinse them under the tap.



Storage

Store the appliance with the tip attached in the charging stand or pouch.

Tip: Leave the tip you use most often on the device, and store the other tip in the pouch to help you stick to your usage plan.

Note: Do not store a wet tip on the device or in the pouch.

Note: It is harmless to store a slightly wet handle on the charging stand.

Replacement

For optimal results, it is recommended to replace the Firming tip (SC6891, with the text "2x/week" inside the tip) every six months and Brightening tip (SC6895, with the text "Daily" on the tip) every two months (or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged). Replacement tips are available on our website.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling


- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Remove the back and front panel of the appliance with a screwdriver and take out the inner housing of the appliance.





- 2 Remove the clips from the inner body using a screwdriver.
- 3 Remove the electronics from the inner housing (1) and detach the rechargeable battery (2).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the device is suitable for use on my skin.	Please check if the device is suitable for your skin (see 'Contraindications and other warnings').
The device does not charge.	Make sure the socket to which you connect the device is live. Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the device in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the device still does not light up or if the device still does not charge, contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The device does not work anymore.	Charge the device according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the device lights up to make sure the device is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the device still does not work, contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The device does not work when it is charging.	This is a safety measure. The device is not intended to work when it is charging. Let the device charge approximately 1 hour for a 5-minute session.

Problem**Solution**

My skin is reacting to usage of the device.

Using this device may lead to mild redness directly after use. You may experience a warm, tingling sensation during use. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the device too hard on your face or have passed it over the same area too many times. Try to exert less pressure onto the device during the next session or pass the device over the area fewer times. In rare cases the device may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The device has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this device or any other product, please contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above.

It is difficult to slide the device over my skin/I do not feel the suction/the effect seems to be less than after previous sessions.

Check if the filter is clogged. Clean the tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the device when the tip is taken off: you remove the tip and then switch on the device. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the device might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Center in your country.

I have trouble maintaining the suction on my forehead.

Try different ways of holding the device in order to find the right angle of the tip with the forehead for proper skin contact. Make sure to move the device slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.

I do not know when to start using the Firming tip.

As soon as you do not experience side effects from using the Brightening tip, you may try the Firming tip. Please note that the first time you use a new treatment tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.

Can I combine the use of VisaCare Prestige with sunbathing?

If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun. You may continue to use the Brightening tip. After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.

My skin is still sensitive from the last session. Can I already start with a new session?

If your last use was already 2 days or longer ago, you can use the VisaCare Prestige again. You may want to be careful with the number of passes. Do not make overlapping passes.

介绍

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

什么是 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版？它如何帮助您改善肌肤？

您的肌肤在年轻时可以快速自我更新，外观紧致、明亮而富有弹性。随着岁月的流逝，皮肤的新陈代谢速度逐渐变缓。举例来说，每天早晨，睡容消散的时间越来越久，这正是肌肤逐渐失去弹性和丰盈的信号。时间无法停止脚步，但我们有办法帮助您延长青春和美貌的保质期。

众所周知，经常锻炼可以保持身体的健康和健美。与此类似，如果您经常给予皮肤刺激性的养护，将氧气和营养成分注入皮肤细胞，您的皮肤也会变得更紧致、更亮白。因此，我们研制了 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版：您的日常面部养护设备，有效对抗两大衰老迹象 – 肌肤松弛和肤色暗沉。



您可以在自己家中使用 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版，悠闲享受护理乐趣，感受肌肤逐渐紧致亮白。

准备好开始了吗 每天在家使用 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版，亲眼见证肌肤重焕新生光彩。

飞利浦 VisaCare Prestige 的工作原理

飞利浦 VisaCare Prestige 具有双效 Air Lift & Exfoliation 系统，可同时进行按摩和去角质。两个定制仪器头（紧致和亮白仪器头）具有不同的强度，从而可以有针对性地满足皮肤的抗衰老需求：

- 更紧致的肌肤：紧致仪器头可刺激皮肤深层产生胶原蛋白。它可以促进皮肤细胞生长并增厚表皮层。每周使用两次。
- 年轻的肤色：亮白仪器头可轻柔去除黑色素聚集的表层死皮细胞。它可以促进血液循环，让您的肌肤持久保持红润光泽、焕发年轻态。每日使用。



产品图示（图 1）

- 1 过滤网
- 2 微晶护理环
- 3 适合每日使用的至臻亮采探头
- 4 普通探头
- 5 开/关按钮

- 6 充电指示灯和“电池电量不足”指示
- 7 手柄
- 8 出风口
- 9 充电座
- 10 小插头
- 11 适配器
- 存储袋（未显示）
- 清洁刷（未显示）

注意事项

使用本设备之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险



- 保持电源部件干燥。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。



- 请勿在潮湿环境中（如装满水的浴缸、开着的淋浴器或装满水的游泳池附近）为本设备充电。
- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。

警告



- 要给电池充电，请仅使用本产品随附的可拆卸电源部件 (SSW-2600)。
- 本设备不打算肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对他们使用本产品进行安全使用产品方面的监督或指导。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 如果本设备或适配器出现损坏或毁坏，请勿再使用，以免受伤。
- 如果适配器已损坏，则务必更换原装型号适配器，以免发生危险。
- 适配器中包含一个变压器。请勿剪下适配器更换其他插头，否则将导致严重后果。
- 切勿在淋浴或洗澡时使用本设备。
- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 如果仪器头已断裂、破裂、损坏或脏污，请勿继续使用本产品。使用前，请务必检查仪器头。如有问题，请进行更换。
- 请勿将含金属的材料插入小插头的插孔，以免发生短路。
- 本设备内含磁铁。请确保心脏起搏器远离磁铁。戴有心脏起搏器或体内植入有其他设备的人士应远离磁铁。上述人士使用或接触磁铁时，应向专家寻求医疗建议。



警告

- 本设备只能用于按摩和轻柔去除上层角质层，加速肌肤更新，请勿将设备用于任何其他用途。
- 为避免皮肤过敏：
 - 设备使用频率不要超过每天一次。
 - 普通探头使用频率不要超过每周两次。
 - 不要在同一天使用普通探头和至臻亮采探头。
- 请勿将设备与（磨砂）膏霜或是化学或机械去角质产品配合使用，这可能会损坏设备并损伤肌肤。
- 请在 5° C/40° F 和 35° C/95° F 之间的温度下充电、使用和存放本设备。
- 至少每 3 个月为设备进行一次完全充电，以保持电池寿命。
- 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版可促进润肤霜和面膜的吸收。这一增强作用可能会引起皮肤不良反应。建议在使用飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版的最初 2-4 周不要更换润肤霜。在此阶段后使用新的润肤霜，要在较小的皮肤区域上对该润肤霜进行测试。如果在飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版护理的皮肤上使用润肤霜并出现不良反应，请不要再继续使用该润肤霜。刚开始使用设备或中断超过 2 周后重新开始护理，请使用至臻亮采探头。这将让您的皮肤再次适应该设备。

禁忌及其他警告

- 本设备专为解决暗沉肌肤和肤色不均匀问题而研发。本设备的目标护理区是面部肌肤（不包括眼部下方和上方区域）。

切勿在以下情况使用本产品：

- 要护理的区域存在皮肤感染、开放性伤口、皮疹、烧伤、晒伤、发炎、湿疹、牛皮癣、酒糟鼻、毛细血管扩张（红血丝或蜘蛛状血管病）、敏感性皮肤、感染症（如疱疹或粉刺痤疮）。
- 要护理的区域存在大痣、纹身、酒色斑、持久化妆或任何皮肤过敏。
- 肌肤仍处于外观修整过程（如在过去 2 周内进行过化学或机械去角质、激光磨皮、点阵激光护理、电波拉皮护理或任何其他填充塑型护理）的恢复期。
- 如果您正在服用类固醇或痤疮药物（维甲酸、异维 A 酸）等可能会影响肌肤的药物，请咨询医生。
- 如果肌肤上有瘰子，请勿尝试用本设备去除，这可能会造成瘰子扩散。
- 如果肌肤上有疤痕，请先咨询医生或皮肤科专家再开始使用设备。
- 与任何其他包含活性去角质成份的家用肌肤护理系统配合使用。

一般建议

- 每次护理后，建议在设备护理过的区域至少使用 3 天防晒用品（防晒指数 (SPF) 为 30 或更高）。
- 如果您有明显的皮肤问题（包括但不限于黑色素瘤、基底细胞癌、光化性角化病、黄褐斑、全身性红斑狼疮、卟啉病、凝血异常及胶原异常，如瘢痕疙瘩、过多瘢痕或不良创面愈合史），请先咨询医生再开始使用设备。
- 如果您打算享受阳光（如夏季假日）并且要经常晒太阳，建议您在度假前 1 周停止使用紧致仪器头，而仅使用亮白仪器头。

电磁场 (EMF)

本飞利浦设备符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。



充电

为产品充电

注意：您可以在电池未充满电时使用本产品。但是将无法获得最佳性能和运行时间。

注意：充电通常约需 8 小时。当产品充满电时，它可在不接电源的情况下使用长达 30 分钟。

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入充电座，将适配器插入电源插座。



- 3 将本产品置于充电座中。



- 充电指示灯呈白色闪烁，表示产品正在充电。



- 电池充满电时，充电指示灯将呈白色持续亮起。大约 30 分钟后，充电指示灯熄灭以节省能源。

“电池电量低”指示

使用期间和关闭产品后，当电池电量即将耗尽时，充电指示灯会呈琥珀色闪烁 4 秒。电池电量足以完成 5 分钟的护理。当电池电量完全耗尽时，设备将自动关闭，充电指示灯会呈琥珀色快速闪烁。建议您在使用后立即为产品充电

使用准备首次使用之前,确保为产品充电8小时

务必先洁面再使用 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版。根据您的喜好，在干爽或湿润的面部使用设备。

注意：本设备设计用于干爽的面部或用水润湿后的面部。请勿将其与面膜、面霜（磨砂）或类似产品配合使用，否则可能堵塞设备。

湿用



本设备可在湿润的皮肤上使用。使用前，您可以用水润湿皮肤。您可以自行决定干用或湿用设备，两种使用方式都可以帮助您紧致肌肤，但仪器头在湿润的皮肤上滑动更加顺畅，可为您带来更加愉悦和轻柔的护理体验。

本设备只能在洁净肌肤上使用。请确保在使用洁面泡沫、洁面乳或其他护肤品后彻底洗净面部，以便让设备发挥最佳性能并拥有更长的使用寿命。

提示：如果您的皮肤在护理结束前变干，可以用水润湿皮肤，然后仪器头就会恢复顺畅滑动。



警告：切勿在淋浴或洗澡时使用本设备。

警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。

为确保 飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版 能在湿润的皮肤上发挥最佳性能，该设备配备了一个智能系统，会在大量水分进入时激活。因此，该设备可能会发出断断续续的嗡嗡声，直至再次达到最佳使用条件，方可继续用于湿润皮肤。这种现象是正常的，并可确保您在湿润皮肤上使用设备。这不会对您的皮肤或设备造成任何影响。

在湿润面部上使用时，水可能从设备底部的插口漏出。这是正常的，没有危险。

使用设备

警告：使用之前，务必查看仪器头是否损坏。如已损坏，请进行更换。不要使用已损坏的仪器头，因为这样可能对人体造成伤害。


警告：请勿在大痣、纹身、酒色斑或持久化妆区域移动设备。

首次使用时


皮肤测试

首次使用本设备护理面部之前，建议您先在前臂内侧测试仪器头。


1 将亮白仪器头装在手柄上。



2 湿用：用水润湿前臂内侧。



3 按开/关按钮打开设备。





4 将仪器在前臂内侧移动一下，然后等待约 1 小时。

如果皮肤反应在 1 小时内减弱，便可以放心地在面部使用仪器头了。

首次在面部使用

注意：首次使用本设备时，建议您使用亮白仪器头并仅移动 2 次。如果您的皮肤未出现任何刺激反应并且皮肤习惯了本仪器，则可以增加移动次数。使用亮白仪器头时，移动次数不得超过 4 次；使用紧致仪器头时，移动次数不得超过 6 次。






1 将亮白仪器头装在手柄上。



2 湿用：用水润湿面部。



3 按开/关按钮打开设备。




4 将仪器头放在脸颊上，让皮肤感觉到吸力。

确保仪器头始终紧贴皮肤。但是，请勿将仪器头过于用力地按压在皮肤上。

5 从脸颊至太阳穴轻柔地直线移动仪器头，然后等待约 1 小时。

如果皮肤反应在 1 小时内减弱，便可以放心地在全脸 (请参见 '一般使用')使用仪器头了。

选择合适的仪器头




VisaCare Prestige 配有两种不同的仪器头：

- 适合每日使用的亮白仪器头

- 每个区域移动 2-4 次
- 轻柔去角质和按摩
- 温和/轻柔提拉

亮白仪器头可轻柔去除黑色素聚集的表层死皮细胞。它可以促进血液循环，让肌肤红润光泽、焕发年轻态。



- 每周使用两次的高强度紧致仪器头
 - 最多使用次数：每周 2 次
 - 每个区域移动 4-6 次（刚开始使用时移动 2-4 次）
 - 更高强度的去角质和按摩
 - 强度较大的提拉

使用紧致仪器头可刺激皮肤深层产生胶原蛋白。它可以促进皮肤细胞生长并增厚表皮层，塑造充满弹性的皮肤。

首次护理时，建议您使用亮白仪器头，以了解肌肤的反应。如果肌肤对亮白仪器头反应良好，则可以尝试紧致仪器头。

提示：要获得最佳效果，您可以每周使用两次紧致仪器头，其余时间使用亮白仪器头。也就是说，除使用紧致仪器头的时间之外，您可以每天使用亮白仪器头。请参见下面的每周使用计划示例：

时间	使用仪器头
星期一	亮白仪器头
星期二	亮白仪器头
星期三	紧致仪器头
星期四	亮白仪器头
星期五	亮白仪器头
星期六	亮白仪器头
星期日	紧致仪器头

警告： 请勿在同一天使用两种仪器头，否则可能导致皮肤过敏。使用一种仪器头以后，等待一天后才能使用另一种仪器头。


警告： 请勿在直接照射强烈阳光（例如外出享受阳光假日）之前的一周内使用紧致仪器头。进入夏季后，建议您暂时只使用亮白仪器头。

一般使用

注意： 为获得最佳效果，请每天使用本产品。请勿过多使用产品，否则可能导致皮肤刺激。

警告： 如果怀疑产品已损坏（如跌落或碰撞后），请仔细检查仪器头。如已损坏，请进行更换。不要使用已损坏的仪器头，因为这样可能对人体造成伤害。

提示： 建议在晚间使用本产品，这样即便出现皮肤反应到白天也已经消失。轻度发红和发热麻刺感属于正常现象，将在 1 小时内消失。




- 1 将所需的仪器头装到产品上。

注意：请勿在不安装仪器头的情况下使用本产品，因为这样对肌肤无益，而且可能会导致不良的肌肤反应。



- 2 湿用：用水润湿皮肤。




- 3 按开/关按钮启动产品。



- 4 将仪器头放在下巴上，让皮肤感觉到吸力。确保仪器头始终紧贴皮肤。但是，请勿将仪器头过于用力地按压在皮肤上。
- 5 轻柔地直线移动仪器头。请参见本手册背面折页上有关如何在面部区域使用本产品的第一张图解。

注意：在肌肤上移动仪器头时，不要停留在同一个位置。



提示：用另一只手绷紧并按住肌肤，朝远离手的方向移动产品。这样可以轻松获得适当的吸力，尤其是在太阳穴和两颊处。

- 6 从下巴开始使用本产品，然后移至脸颊、前额、鼻子和太阳穴。确保对所有区域进行护理。查看本手册背面的面部区图解。

警告：请勿使用本产品对眼部下方和上方肌肤进行护理，因为那里的肌肤极为细嫩。使用本产品对眼睛侧面的细纹进行护理时，将另一只手的手指放在眼眼角，朝远离手指的方向移动本产品。

- 7 根据仪器头类型和您的皮肤状况，使用产品对每个区域进行数次护理：

- 首次使用：使用日常仪器头对每个区域进行 1-2 次护理。
- 多次使用后：使用日常仪器头对每个区域进行 3-4 次护理，或使用普通仪器头对每个区域进行 2 次护理。

- 要获得最佳效果：使用日常仪器头对每个区域进行 4 次护理，或使用普通仪器头对每个区域进行 6 次护理。
- 8 护理完所有区域后，按开/关按钮关闭产品。完成整个护理过程通常不超过 5 分钟。
 - 9 护理期间及之后，您会感觉到 Air Lift System™ 的刺激按摩作用，它将促进血液循环。

提示：在很难保持完全肌肤接触的区域（如前额），可尝试以不同的方式握持产品。尝试垂直和水平移动，以找到与肌肤适当接触的最佳方式。您也可以让手保持不动，而移动头部。

护理之后

护理之后，敷上滋养面膜、润肤膏、日霜或晚霜。每次护理后，在护理区至少使用 3 天防晒用品（防晒指数 (SPF) 为 30 或更高）。

警告：在使用设备后 3 天内注意以下事项：

- 请勿使用任何其他化学或机械去角质产品。
- 请勿使用电解脱毛术、面部蜡疗或脱毛膏。

使用设备后可立即使用化妆品。


清洁和保养

警告：切勿将本产品浸入水中。


警告：切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁手柄或探头。

注意：出于卫生考虑和防止过滤网堵塞，每次使用后都要清洁仪器头。只能使用洗涤剂或酒精溶液（最大浓度 70%）清洁仪器头。

- 1 关闭设备电源。



- 2 从产品上取下仪器头。





3 在水龙头下用热水（最高 70°C）加少许洗涤液清洁仪器头。

提示： 您可以使用清洁刷清洁仪器头。

提示： 如果去角质环变脏，让仪器头在加入洗涤液的热水中或酒精溶液中浸泡 5-10 分钟。

注意： 清洁过滤网时将仪器头倒置，冲掉过滤网中残留的所有污垢。

4 用无绒毛巾擦干仪器头或者让其晾干。干燥后可将其装回手柄。


5 在水龙头下清洁手柄（最高 40°C）。

注意： 只能用清水清洁手柄。

6 用干布擦干手柄。

7 用一块湿布清洁充电座。

危险： 保持适配器和充电座干燥。切勿将其浸入水中或放在水龙头下冲洗。



储藏

将产品（装有仪器头）存放在充电座或软袋中。

提示： 将您最常用的探头在设备上，将另一个仪器头存放在软袋中，这样有助于您遵循使用计划。

注意： 不要将潮湿的探头安装在设备上或存放在软袋中。

注意： 将稍微潮湿的手柄放在充电座上没有危险。

更换

为获得理想效果，建议每六个月更换一次普通探头（SC6891，仪器头内标有“2x/week”（2 次/周）字样），每两个月更换一次至臻亮采探头（SC6895，仪器头上标有“Daily”（每日）字样），或者在更短时间后更换（如果磨蚀性结构已变形或损坏）。可在我们的网站上购买替换探头。

订购配件

要购买附件或备件，请访问 www.shop.philips.com/service 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅全球保修卡了解详细联系信息）。

回收


- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。

- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。


拆下充电电池

在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。卸下电池之前，请确保产品与电源插座断开连接并且电池电量已耗尽。

当您使用工具打开产品时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。



1 用螺丝刀卸下产品的前面板和后面板，然后取出本设备的内壳。



- 2 用螺丝刀将卡夹从内部机体上卸下。
- 3 将电子元件从内壳 (1) 上卸下，然后将充电电池 (2) 拆除。

保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读国际保修卡。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本设备时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	解决方法
我不知道设备是否适合我的皮肤。	请检查本设备是否适合您的皮肤 (请参见 '禁忌及其他警告')。

问题	解决方法
设备不能充电。	确保产品所连接的插座供电正常。检查设备上标示的电压是否与当地的电源电压一致。检查是否已将设备正确置于充电座中。如果您使用浴室中的插座，则可能需要通过开灯来接通插座电源。如果设备的指示灯始终未亮或设备始终无法充电，请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。
设备无法工作。	根据本用户手册中的说明为设备充电。检查是否存在电源故障，电源插座是否有电。检查设备上的充电指示灯是否亮起，以确保设备正在充电。确保您已正确按下开/关按钮。如果设备仍无法工作，请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。
设备在充电时无法工作。	这是一项安全措施。设备不能在充电时工作。让设备充电约 1 小时，即可完成 5 分钟的护理。
我的皮肤对设备有反应。	护理后可能会导致肌肤轻度发红。使用过程中，您可能会感觉到发热和麻刺感。这些反应通常会在几分钟内消失，通常会有愉悦感。您可能会感觉皮肤发干或起皮屑、长时间发红或肿胀。此情况可能是由于您将设备过于用力地按在面部上或同一区域护理次数过多。下次护理时尝试减小施力或减少在同一区域移动设备的次数。在极少数情况下，设备可能会造成擦伤或起泡、划伤或色素沉着变化。几乎所有肌肤反应均会在 1 周内消失，色素沉着变化会在数周或几个月内减轻。为避免可能出现的副作用，请在护理后使用带防晒指数的日霜或防晒霜。这有助于避免晒伤。设备已通过测试，并确认按照用户手册中的说明使用时是安全的。药物或产品及其副作用对每个人的影响会有不同。因为使用本设备或任何其他产品总有可能会出现罕见的或以前未知的副作用，如果您遇到上文中未提及的副作用，请联系飞利浦客户服务中心。
很难在肌肤上滑动设备/未感觉到吸力/效果似乎不如以前护理后的效果。	检查过滤网是否堵塞。在水龙头下冲洗仪器头。如果微晶护理环变脏，让仪器头在加入洗涤液的热水中浸泡 5-10 分钟。您可以使用清洁刷进行清洁。确保在清洁过滤网时将仪器头倒置，冲掉过滤网中的污垢。用无绒毛巾擦干或探头者让其晾干。检查仪器头卸下时是否可以感觉到设备的吸力：卸下探头，然后打开设备。将手指放在小孔处应该能感觉到吸力。如果未感觉到吸力，则设备可能已损坏。请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。
很难在前额上保持吸力。	尝试以不同的方式握持设备，找到仪器头与前额间的正确角度，从而获得良好的肌肤接触。确保在前额上缓慢移动设备。您可以尝试让手保持不动，而移动头部。
我不知道何时使用紧致仪器头。	如果在使用至臻亮采探头时未出现副作用，便可以尝试使用普通探头。请注意，首次使用新护理探头时，可能会感觉到各种肌肤刺激。肌肤需要一段时间来适应新探头。
我可以在晒日光浴期间使用飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版吗？	如果您打算享受阳光的温暖（如夏季假日）而且要经常晒太阳，建议您在度假前 1 周停止使用普通探头。您可以继续使用至臻亮采探头。每次护理后，建议在护理区至少使用 3 天防晒用品（防晒指数 (SPF) 为 30 或更高）。
上次护理后，我的皮肤仍然十分敏感。我可以进行新的护理了吗？	如果您上次护理是在 2 天或更长时间之前，您可以再次使用飞利浦微晶紧致嫩肤仪至臻版。您需要小心控制移动次数。不要在同一区域反复移动。

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	铅 (Pb)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)
转换插头	×	○	○	○	○
适配器 印刷的电路板	×	○	○	○	○
充电站的金属触点	×	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

- 该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人体和环境产生任何伤害。
- 该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。



产品：飞利浦微晶紧致嫩肤仪
型号：SC6250
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：7.5 W
生产日期：请见产品本体
产地：匈牙利



制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.15-2008制造

保留备用

04/01/2016

保留备用

发行日期: 9/4/2018

簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：www.philips.com/welcome。

什麼是 VisaCare Prestige？為什麼可讓您的肌膚煥發光采？

年輕的肌膚可以代謝快速，因此緊緻、光采、有彈性。而歲月讓肌膚的代謝速度趨緩。例如，早上起床時，睡痕復原的速度變慢了，顯示肌膚的彈性與飽滿漸漸下降。歲月無情，但還是有方法讓您青春永駐，成為凍齡美人。

大家都知道規律的運動有助於保持窈窕身材。定期促進皮膚血液循環，增加肌膚含氧量與養分，肌膚就可以更緊緻，煥發健康光采！這就是我們研發 VisaCare Prestige 的目的：每天使用本裝置可促進臉部肌膚血液循環，以緩解彈性與光澤流失，防止歲月的痕跡。



您可以在家舒舒服服地使用 VisaCare Prestige，讓肌膚更緊緻，光采更動人。

準備開始使用了嗎？每天在家使用 VisaCare Prestige，享受看得見的美肌效果。

飛利浦 VisaCare Prestige 的原理

飛利浦 VisaCare Prestige 提供兼具雙重功效的空氣拉提和去角質系統，可同時去角質並按摩肌膚。兩款特殊探頭 (緊緻探頭和亮白探頭) 可提供不同強度的按摩，專為打造逆齡肌膚設計：

- 讓肌膚更緊緻：緊緻探頭可以刺激生成膠原蛋白的深層肌膚。另外也能刺激肌膚細胞再生，讓肌膚更飽滿，更有彈性。建議每週使用兩次。
- 散發青春光澤：亮白探頭可溫和去除黑色素沈澱的表層死皮細胞。也會刺激血液循環，讓您的肌膚透出青春光澤，並時時展露粉嫩蘋果光。建議每天使用。



一般說明 (圖 1)

- 1 濾網
- 2 微晶去角質環
- 3 亮白探頭，建議每天使用
- 4 緊緻探頭
- 5 開關按鈕
- 6 充電指示燈與「電量不足」指示
- 7 握柄
- 8 出風口

- 9 充電座
- 10 小插頭
- 11 電源轉換器
- 收納袋 (未顯示)
- 清潔刷 (未顯示)

重要事項

在使用本裝置前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險



- 電源供應裝置請保持乾燥。
- 請勿在潮濕的環境下為本裝置充電 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池附近)。
- 此符號表示：不可在洗澡或淋浴時使用

警示



- 如需為電池充電，僅可使用本產品隨附的可拆式電源供應裝置 (SSW-2600)。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當安全使用指示之下，本裝置不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 孩童使用本產品須有人監督，以免孩童將本產品當成玩具。
- 如果裝置本身或轉換器損壞或破損，則請勿使用以免受傷。
- 如果轉換器損壞，請務必使用原型號的轉換器更換，以免發生危險。
- 電源轉換器內含一個變壓器。請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 請勿在淋浴或洗澡時使用本裝置。
- 此符號表示：不可在洗澡或淋浴時使用
- 如果探頭破損、裂開、損壞或髒污，則請勿使用本產品。請務必在使用前先檢查探頭。如有疑慮，請更換探頭。
- 請勿將金屬物品插入小插頭，以避免短路。
- 本裝置含有磁鐵。磁鐵切勿靠近心律調整器。體內裝有心律調整器或其他植入裝置者不應接近磁鐵。此類人士如要操作或接觸磁鐵，必須先諮詢專業的醫療人員。

警告

- 本裝置可以按摩和輕輕去除肌膚表層的老廢角質，加速一般煥膚速度，除此之外請勿用於其他用途。
- 若要避免皮膚刺痛感：

- 一天請勿使用本裝置超過一次。
- 一週請勿使用緊緻探頭超過兩次。
- 請不要在同一天中使用緊緻探頭和亮白探頭。
- 使用本裝置時請勿塗抹去角質霜或搭配化學或物理煥膚，以免造成裝置損壞和肌膚受傷。
- 請於室溫 5° C/40° F 到 35° C/95° F 間充電、使用並存放本裝置。
- 至少每 3 個月為裝置充飽電力一次，以維持電池壽命。
- VisaCare Prestige 能加強乳霜與面膜的吸收效果。但也因此可能會導致皮膚產生不良反應，建議在剛開始使用 VisaCare Prestige 的 2 到 4 週內，不要更換慣用的乳霜產品。這段時間過後，開始換用新的乳霜時，請先在小範圍的部位進行試用。如果在 VisaCare Prestige 進行療程的皮膚上使用某乳霜，造成了不良反應，請停止使用該款乳霜產品。開始使用裝置或停用超過 2 週後重新開始療程時，請再次從亮白探頭開始使用。如此能讓您的皮膚重新適應裝置。

禁忌和其他警告

- 本裝置專為解決臉部肌膚的暗沈與鬆弛問題而精心研發。本裝置主要用於臉部肌膚 (不含眼周部分)。

如有以下情況，則請勿使用本產品：

- 如果皮膚療程部位有感染、開放性傷口、出疹、燙傷、曬傷、發炎、濕疹、牛皮癬、玫瑰斑、毛細血管擴張 (紅血絲或蜘蛛狀血管)、敏感膚質、活動性感染 (如皰疹或好發面皰粉刺)。
- 如果皮膚療程部位有大黑痣、刺青、酒泉斑、永久紋繡或任何引起皮膚刺激的情況。
- 如果您的皮膚過去兩週內仍在美容恢復期，例如剛進行化學或物理煥膚、雷射磨皮、飛梭雷射、美塑療法或任何搭配皮下充填劑等其他療法之後。
- 如果您正在服用會影響肌膚的藥物，例如類固醇或面皰粉刺治療藥物 (Accutane、Isotretinoine 或 Roaccutane)，請先諮詢您的醫師。
- 請勿嘗試使用本裝置來清除突疣，以免造成擴散。
- 如果皮膚上有傷疤，請在使用本裝置之前先向您的醫師或皮膚科醫師諮詢。
- 搭配其他含活性煥膚成份的家用護膚設備。

一般建議

- 每次使用完畢後，建議至少 3 天在療程部位上使用 SPF 30 或更高係數的防曬產品。
- 如果有重大的皮膚狀況 (包括但不限於黑色素瘤、基底細胞癌、光化性角化症、黃褐斑、全身性紅斑性狼瘡、紫質症、凝血功能異常及膠原蛋白異常，如癍痕疙瘩、蟹足腫、過度癍痕形成或傷口癒合能力異常病史者)，請在使用本裝置之前先向您的醫師諮詢。
- 如果您打算享受陽光 (例如夏季假期)，建議您在假期的前一週或只要皮膚有持續暴露於陽光下的可能，請停止使用緊緻探頭，僅使用亮白探頭。

電磁波 (EMF)

本飛利浦裝置符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。


充電

為產品充電



注意：充飽電之前也可以使用本產品，不過其效能與操作時間可能有限。

注意：充電一般約需 8 小時。本產品充飽電後，可以無線使用長達 30 分鐘。


- 1 確定關閉本產品的電源。
- 2 將小插頭插入充電座插座，並將轉換器插入牆上插座。



- 3 將產品置於充電座中。



- 充電指示燈閃白光，表示產品正在充電。



- 當電池充飽電力後，充電指示燈會持續亮白光。大約 30 分鐘後，充電指示燈會熄滅以節省能源。

「電量不足」指示

電池即將用盡時，充電指示燈會在使用期間和關閉產品電源之後閃爍琥珀色燈 4 秒。此時電池仍有足夠電力完成 5 分鐘的療程。電力完全用盡時，本裝置會自動關閉電源，而充電指示燈會加速閃爍琥珀色燈。

使用前準備

使用 VisaCare Prestige 之前，請務必清潔臉部。本裝置可在乾燥或濕潤的臉上使用，視乎個人喜好。

注意：本裝置僅適合在乾燥或用水濕潤的臉上使用。請勿與面膜、去角質霜或類似產品同時使用，以免裝置阻塞。

濕用



本裝置適合在濕潤的肌膚上使用。使用產品前，可以先將臉部肌膚稍微沾濕。您可以自行決定要在乾燥肌膚或濕潤肌膚上使用本裝置，不論選擇哪種方式，您都可以感受到肌膚變得更緊緻；但探頭在濕潤肌膚上更易於滑動，療程體驗會更加溫和舒適。

本裝置僅適用於乾淨的肌膚。使用泡沫、洗面乳或其他護膚產品之後，請務必用水洗淨臉部，以確保裝置的最佳效果與使用壽命。

提示：如果療程結束前肌膚就變乾了，您可以再將臉部用水沾濕，讓探頭更易於滑動。



警告：請勿在淋浴或洗澡時使用本裝置。

為確保 VisaCare Prestige 在濕潤肌膚上的最佳效果，內建智慧型系統會在裝置內含大量清水時啟動。因此裝置可能會發出間歇性的嗡嗡聲，直到裝置適合繼續在濕潤肌膚上使用為止。這是正常現象，確保本裝置可在濕潤肌膚上使用，不會對肌膚或裝置造成任何影響。

在濕潤的臉上使用本產品時，裝置底部的插孔可能會滴水。這是正常現象，並不會造成危險。

使用裝置


警告：每次使用前，請先務必檢查探頭有無損壞。若探頭受損，請馬上更換。請勿使用損壞的探頭，以免受傷。

警告：請勿在大黑痣、刺青、酒泉斑或永久紋繡上使用本裝置。


第一次使用

皮膚測試


第一次在臉部使用本裝置之前，建議您先於前臂內側肌膚試用。




1 將亮白探頭裝到握柄上。



2 濕用：於前臂內側肌膚抹一些水。



3 按下開關按鈕以開啟裝置。




4 將探頭在前臂內側來回推移後等待約一小時。

如果有肌膚反應，且在一小時內消失，您就可以安心在臉上使用本探頭。

第一次用於臉部


注意：第一次在臉部使用本裝置時，建議您先使用亮白探頭來回推移兩次。如果皮膚沒有出現任何反應，並已適應裝置之後，便可以開始增加來回推移次數。請注意，使用亮白探頭時，來回推移請勿超過四次；使用緊緻探頭時，則請勿超過六次。



1 將亮白探頭裝到握柄上。



2 濕用：在臉上抹一點水。



3 按下開關按鈕以開啟裝置。




4 將探頭放在臉頰上，即可感覺到吸力。

確保探頭與肌膚貼合。不過，請勿用力將探頭抵住臉部肌膚。

5 以直線方式朝著太陽穴輕輕移動探頭，然後等待約一小時。

如果有肌膚反應，且在一小時內消失，您就可以安心在整個臉部 (見 '一般使用') 使用本探頭。


選擇合適的探頭



VisaCare Prestige 附贈兩種不同的探頭：

- 亮白探頭，建議每天使用
 - 各部位可來回推移 2 到 4 次
 - 溫和去角質與按摩
 - 溫和空氣拉提

亮白探頭可溫和去除黑色素沈澱的表層死皮細胞。亮白探頭也可刺激血液循環，讓肌膚透出青春光澤，展露粉嫩蘋果光。



- 緊緻探頭，建議每週使用兩次，進行密集療程
 - 使用上限：每週兩次
 - 每個部位可來回推移 4 到 6 次 (請先從 2 到 4 次來回推移開始遞增)
 - 加強去角質與按摩
 - 空氣拉提力道更強

使用緊緻探頭可以刺激生成膠原蛋白的深層肌膚。另外也能刺激肌膚細胞再生，讓肌膚更飽滿，更有彈性。

建議您在第一次療程時，先使用亮白探頭，以了解肌膚反應。如果肌膚對亮白探頭反應良好，就可試試緊緻探頭。

提示：為達最佳效果，每週請使用兩次緊緻探頭，其他時間請都使用亮白探頭。也就是說，使用緊緻探頭的那兩天，就不必使用亮白探頭。請參閱以下的每週示範療程：

天	使用的探頭
星期一	亮白探頭
星期二	亮白探頭
星期三	緊緻探頭
星期四	亮白探頭
星期五	亮白探頭
星期六	亮白探頭
星期天	緊緻探頭

警告：一天只能使用一種探頭，以免刺激皮膚。使用其中一種探頭之後，請等到隔天才可再使用另一種探頭。


警告：若您會持續暴露於強烈陽光下 (例如夏天去度假)，一週前便不可使用緊緻探頭。我們也建議您在夏季期間僅使用亮白探頭。

一般使用

注意：為了達到最佳效果，請每天使用本裝置。始用本裝置，請勿過度頻繁，以免刺激皮膚。

警告：如果發現產品可能有損壞 (例如掉落或碰撞後)，請仔細檢查探頭。若探頭受損，請馬上更換。請勿使用損壞的探頭，以免受傷。

提示：建議您於晚上使用本裝置，若皮膚出現反應，便有充足時間恢復，以免在白天出現反應。使用後輕微紅腫和溫熱刺痛都屬正常反應，症狀應會在一小時內消失。




1 在裝置上欲使用的探頭。

注意：請勿在未裝上探頭的情況下使用本裝置，以免對肌膚起不了保養作用或引起不當反應。



2 濕用：在皮膚上抹一點水。




3 按下開關按鈕以開啟裝置。



4 將探頭放在下巴上，即可感覺到吸力。確保探頭與肌膚貼合。不過，請勿用力將探頭抵住臉部肌膚。

5 以直線方式輕輕移動探頭。請參閱本手冊背面折頁的第一張圖片，圖片說明在臉部各部位使用本裝置的方法。

注意：將探頭置於皮膚上時，請勿讓探頭停留不動。



提示：使用另一隻手拉緊皮膚，然後把裝置向反方向推移，如此能讓吸力恰到好處，尤其要注意太陽穴和臉頰等部位的吸力。

6 建議先從下巴開始，然後再依序使用於臉頰、額頭、鼻子和太陽穴。請確認推移部位含蓋整個臉部。請參閱本手冊背面的臉部位圖。

警告：請勿將裝置用於眼部周圍的肌膚，此處皮膚較薄，且較脆弱。針對眼睛側邊的細紋進行療程時，請用一根手指拉緊眼皮一角，然後將本裝置往反方向移動。

7 您可依據探頭類型與肌膚狀況，決定各部位的推移次數：

- 第一次使用：將亮白探頭在每個部位推移 1 或 2 次。
- 多次使用之後：將亮白探頭在每個部位推移 3 到 4 次，或將緊緻探頭在每個部位推移 2 次。
- 若要達到最佳效果：將亮白探頭在每個部位推移 4 次，或將緊緻探頭在每個部位推移 6 次。

8 完成所有部位的療程之後，請按下開/關 (on/off) 按鈕關閉裝置電源。完整療程時間不應超過 5 分鐘。

9 療程期間與療程過後，您都可以感受到 Air Lift System™ 提供溫和的按摩效果，刺激血液循環。

提示：針對較難完整接觸皮膚的部位 (如額頭)，您可以試著變換握持裝置的方式。試試垂直及水平移動，找到最容易與皮膚貼合的方式。您也可以讓手停住不動，換頭部移動。

療程結束後

療程結束後，可敷上滋潤面膜、日霜或晚霜。每次療程後的至少 3 天，建議在療程部位上使用 SPF 30 以上的防曬產品。

警告： 使用本裝置之後的 3 天內，請特別注意下列事項：

- 請勿使用任何其他的物理或化學去角質方法。
- 請勿進行電解、面部蜜蠟除毛療程或使用脫毛劑。

做完裝置療程之後，您可立即上妝。


清潔與維護

警告： 請勿將本產品浸泡在水中。


警告： 切勿使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔握柄或探頭。

注意：基於衛生考量，每次使用後應清潔探頭，防止濾網阻塞。僅可使用清潔劑或酒精溶液 (最高 70%) 來清潔探頭。

1 請關閉裝置電源。



2 請取下本產品的探頭。



3 在水龍頭下以熱水 (最高 70° C) 和些許清潔劑清洗探頭。


提示：您可以使用清潔刷來清潔探頭。

提示：如果微晶去角質環太髒，請將探頭浸泡在含清潔劑的熱水或酒精溶液中 5 到 10 分鐘。

注意：清潔療程探頭的濾網時，探頭應朝下，以沖洗殘留在濾網內的髒汙。

4 請以柔軟無絨的毛巾擦乾探頭，或使其自然風乾。待探頭完全乾燥後，再裝回握把上。





5 請將握把置於水龍頭下沖洗 (最高 40° C)。

注意：握把僅可使用清水沖洗。

6 請使用乾布擦乾握把。

7 請用微濕的布來清潔擦拭充電座。

危險：轉接頭和充電座需保持乾燥。切勿浸入水中或置於水龍頭下沖洗。

存放

收納本產品時，將探頭裝在充電座上或放入收納袋中。

提示：將最常使用的探頭裝在裝置上，另一個探頭存放於收納袋中，以便療程計畫能順手進行。

注意：請勿將潮濕的探頭放在裝置上或收納袋中。

注意：握把若稍微潮濕也可放在充電座上，並不會造成傷害。

更換

若要達到最佳效果，建議您每六個月更換一次緊緻探頭 (SC6891，探頭內有 2x/week 字樣)，且每兩個月更換一次亮白探頭 (SC6895，探頭內有 Daily 字樣)。若發現磨蝕性結構變形或損壞時，則應提早更換。您可以在我們的網站上訂購更換探頭。

訂購配件

若要購買配件或備用零件，請造訪 www.shop.philips.com/service，或洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (詳細聯絡資料請參閱全球保證書)。

回收



- 此符號表示本產品不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2012/19/EU)。




- 此符號表示本產品含有內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2006/66/EC)。請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。


取出充電式電池

請僅在棄置本產品前取出充電式電池。取出電池前，請確認裝置已從牆上插座拔出，且電池電力已完全耗盡。

使用工具打開裝置或棄置充電式電池時，請採取任何必要的安全預防措施。



- 1 使用螺絲起子拆除產品的背面和正面護板，然後取出產品的內部外殼。



- 2 以螺絲起子從機體內部拆下固定夾。
- 3 從內部外殼 (1) 拆下電子零件，然後拆下充電電池 (2)。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或參閱全球保固說明書。

疑難排解

本章概述了使用本裝置最常遇到的問題。如果無法利用以下資訊解決遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support 瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題

我不知道此裝置是否適合我的肌膚使用。

解決方法

請檢查裝置是否適合您的肌膚 (見 '禁忌和其他警告')。

問題	解決方法
裝置無法充電。	請確認裝置連接的插座是否正常供電。檢查裝置上所標示的電壓是否符合當地電壓。檢查裝置是否正確裝在充電座上。如果使用的是浴室櫥櫃的插座，可能必須打開電燈才能啟動插座供電。如果裝置上的指示燈仍未亮起，或如果裝置仍然無法充電，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。
裝置無法運作。	請根據本使用手冊中的說明為裝置充電。檢查是否停電以及牆上插座是否正常運作。檢查裝置上的充電指示燈是否亮起，以確定裝置是否正在充電。請確認您已正確按下開關按鈕。如果裝置仍無法運作，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。
裝置正在充電，但無法運作。	基於安全因素，本裝置不適合在充電進行中使用。欲進行 5 分鐘的療程，請讓裝置充電約 1 小時。
我的肌膚在使用裝置後會產生反應。	進行裝置療程後可能會馬上出現輕微紅腫。您可能會在使用時感到溫熱刺痛，這些症狀通常會在幾分鐘內消除，通常不會感到不適。如果肌膚出現乾燥或脫皮、持續紅腫或腫脹的情況，可能是因為使用裝置時的力道過大，或在同一部位推移太多次。下次療程時，請試著降低力道或推移次數。在極少數的情況下，裝置可能會造成瘀青或水泡、刮傷或色素沈澱變化。所有的皮膚反應幾乎都會在一週內消失，色素沈澱變化則會在幾週或幾個月內淡化。為了避免可能產生的副作用，請在療程後使用有防曬功能的日霜或防曬乳液，以免曬傷。本裝置已經過測試，確認按照使用手冊操作安全無虞。每個人對藥物或裝置及其可能的副作用反應不盡相同。由於使用本裝置或其他任何產品還是可能會有罕見或未知的副作用，如遇上未提及的副作用，請聯絡飛利浦客戶服務中心。
裝置在我的肌膚上不易滑動/我感覺不到吸力/效果每況愈下。	請檢查濾網是否阻塞。請在水龍頭下清洗探頭。如果微晶去角質環太髒，請將探頭浸泡在含清潔劑的熱水中 5 到 10 分鐘。您可以使用清潔刷來清潔。清潔療程探頭的濾網時，探頭務必朝下，以沖洗殘留在濾網內的髒汙。請以柔軟無絨的毛巾擦乾探頭或使其自然風乾。取下探頭，以檢查是否感覺到裝置的吸力：取下探頭，然後開啟裝置電源。將手指放在洞口，應能感覺到吸力。如果感覺不到吸力，則裝置可能已損壞，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。
在額頭上滑動時吸力不穩。	試著用不同的方式握持本裝置，以找到探頭最能貼合額頭肌膚的正確角度。請務必在額頭上緩緩推移本裝置。您也可以嘗試手停住不動，換頭部移動。
我不知道何時要開始使用緊緻探頭。	只要使用亮白探頭之後未出現任何副作用，就可以開始嘗試緊緻探頭。請注意，第一次使用新的療程探頭時，可能會有不同的皮膚反應。請給肌膚一段時間適應新的探頭。
日曬時可以使用 VisaCare Prestige 嗎？	如果您打算享受陽光 (例如夏季假期)，建議您在假期的前一週或只要皮膚有持續暴露於陽光下的可能，即停止使用緊緻探頭。您仍可繼續使用亮白探頭。每次療程後，建議至少 3 天在療程部位上使用 SPF 30 或更高係數的防曬產品。
從上次療程到現在，我的肌膚仍有過敏。我可以開始新的療程嗎？	如果離上次療程時間已經超過 2 天，您就可以再次使用 VisaCare Prestige。您應特別注意來回推移的次數。不要以重疊的方式推移。

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

4222.100.3781.7 (9/4/2018)



>75% recycled paper
>75% papier recyclé