


PHILIPS


VisaCare

MICRO-
DERMABRASION

SKIN RESURFACING







ENGLISH	6
ESPAÑOL	15
ITALIANO	25
PORTUGUÊS	34
PORTUGUÊS DO BRASIL	44

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one treatment or a few treatments. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks.

You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After treatment, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips Microdermabrasion technology works

Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.

- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after treatment.
- 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

General description (Fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliation ring
 - 3 Microdermabrasion treatment tip
 - 4 On/off button
 - 5 Charging light and 'battery low' indication
 - 6 Handle
 - 7 Air outlet
 - 8 Charging stand
 - 9 'Normal' tip for regular treatment
 - 10 'Sensitive' tip for mild treatment
 - 11 Adapter
 - 12 Small plug
- Pouch (not shown)
Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazardous situation.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the appliance if the treatment tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the treatment tip before use. When in doubt, replace the treatment tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
 - Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause skin irritation.
 - Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the appliance and your skin.
 - Charge, use and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
 - Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake a negative skin reaction can appear. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of use of VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when applying it to the VisaCare treated skin. When starting treatment, or restarting after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the treatment.

Contraindications and other warnings

This appliance has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this appliance is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this appliance. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the appliance.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each treatment it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the appliance.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you interrupt the treatment one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)



This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Charging


Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 30 minutes.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.



- 3 Put the appliance in the charging stand.



- ▮ The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.



- ▮ When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 30 minutes. After 30 minutes, the light goes out.

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute treatment. When the battery is completely empty, the appliance switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly. It is advised to charge the appliance immediately after use.

Preparing for use

Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it for the first time.

Preparation

Always clean and gently dry your face until it is completely dry.

Note: *The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.*

Application tips

VisaCare comes with two different treatment tips:

- 'Normal' tip for regular treatment.
- 'Sensitive' tip for mild treatment.

We advise you to use the 'Sensitive' treatment tip during the first treatments to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the 'Sensitive' tip, you can try the 'Normal' treatment tip. See chapter 'troubleshooting' for normal and adverse skin reactions.

Note: *Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the appliance.*

Using the appliance

Note: *Use the appliance twice a week. Using the appliance more often may cause skin irritation.*

- 1** Press the on/off button to switch on the appliance.
- 2** When you use the appliance for the first time, test the treatment tip on your forearm before you use it on your face. Make a pass with the appliance and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.


Note: *Always visually check the treatment tip before use to see if it is damaged. A damaged treatment tip scratches your skin. If the treatment tip is damaged, replace it.*

Note: *Do not use the appliance without the treatment tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.*

- 3** Put the treatment tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the treatment tip and the area to be treated. However, do not press the treatment tip hard onto the skin's surface.
- 4** Gently move the treatment tip in straight lines. Start on the chin, and then move to the cheeks, forehead and nose. Make sure you treat all areas.

Tip: *Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks. See facial map in the back of the user manual for detailed instructions on how to move the appliance across your face.*

Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.



Do not treat the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate.
When you treat fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger towards the temple.

Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.

5 Depending on the condition of your skin, start to treat each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes or start to use the normal treatment tip. When you use the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 passes. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes.

6 When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete treatment takes approximately 5 minutes.

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), examine the treatment tip carefully. If the tip is damaged, replace it.

Do not use a damaged treatment tip, as this may cause scratches.

After treatment




After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.


Cleaning and maintenance

Do not immerse the appliance in water. Do not use chemicals to clean the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

1 Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.

2 Remove the treatment tip from the appliance.





- 3 Clean the treatment tip under the tap with hot water and some washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry.



- 4 Clean the handle with a damp cloth.
- 5 Place the dry treatment tip back onto the appliance.
- 6 Wipe the charging stand with a damp cloth.

Danger: Always keep the adapter and the charging stand dry. Never rinse them under the tap or immerse them in water.

Clean the treatment tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the treatment tip.

Storage

Store the appliance with the treatment tip attached in the charging stand or pouch.

Note: *Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.*

Replacement

A worn and abrasive structure could lead to skin irritation, therefore the treatment tip should be replaced every 6 months or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged. Replacement tips are available on our website. The treatment tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the treatment tip.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Please read section 'Contraindications and other warnings' in chapter 'Important' to check if the appliance is suitable for your skin.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work anymore.	Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the appliance still does not work, contact the Philips Consumer Care Centre.
The appliance does not work when it is charging.	This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute treatment.
I don't get optimal results when I use the appliance on wet skin.	Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on dry skin.

Problem	Solution
My skin is reacting to treatment with the appliance.	This treatment may lead to mild redness directly after the treatment. You may experience a warm, tingly sensation during the treatment. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your face or treated the same area too many times. Try to exert less pressure onto the appliance during the next treatment or treat the area fewer times. In rare cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care Centre in case you experience a side effect which is not mentioned above.
It is difficult to slide the appliance over my skin/ do not feel the suction/ the effect seems to be less than after previous treatments.	Check if the filter is clogged. Clean the treatment tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the appliance when the treatment tip is taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Centre.
I have trouble keeping the suction on my forehead.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the treatment tip with the forehead for good skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.
I do not know when to start using the 'Normal' treatment tip.	As soon as you do not experience side effects from using the 'Sensitive' treatment tip, you may try the 'Normal' treatment tip. Please note that the first time you use a new treatment tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en **www.philips.com/welcome**.

¿Qué es VisaCare y cómo puede ayudar a su piel? La edad, la falta de sueño, el estrés emocional o los elementos del medio ambiente pueden afectar a su piel. Cuando empiece a notar los primeros signos de la edad y la piel ya no parezca recuperarse tan rápido, es necesario cuidarla más y prestarle mayor atención. Por eso hemos desarrollado VisaCare, nuestro nuevo y emocionante enfoque para solucionar los primeros signos de la edad, para que disfrute de una piel de aspecto juvenil hoy y mañana. En función de su piel, podrá notar unos efectos inmediatos, como una piel más suave y revitalizada, después de uno o unos pocos tratamientos. En 4-6 semanas puede tener una piel más firme y con un tono más uniforme. Puede utilizar VisaCare en la comodidad de su propio hogar para disfrutar de una piel más suave, firme y revitalizada. VisaCare dispone de un sistema de doble acción que exfolia y masajea al mismo tiempo. Este sistema es más eficaz y controlado que la exfoliación de la piel solo con las manos. Diseñado para mejorar su rutina actual, puede usar VisaCare después de limpiarse la piel y antes de aplicarse la mascarilla hidratante, la crema de día o la crema de noche. Después del tratamiento, su piel estará preparada para absorber mejor la mascarilla o crema. ¿Preparado para empezar? Use VisaCare en casa dos veces a la semana para disfrutar de unos resultados reales y visibles.

Cómo funciona la tecnología de Philips Microdermabrasion

Philips VisaCare ofrece un sistema DualAction Air Lift & Exfoliation, que masajea y exfolia al mismo tiempo. Esto estimula el proceso de rejuvenecimiento de la piel para que esté más firme, suave y visiblemente radiante.

- 1 La punta de exfoliación renueva y revela una piel más suave, con una textura más fina y más firme mediante la estimulación del proceso de renovación celular natural. Elimina la aspereza y la descamación para perfeccionar la piel y prepararla para que absorba mejor tu crema favorita después del tratamiento.
- 2 El sistema Air Lift™ genera una acción de masaje suave y estimulante que favorece la circulación sanguínea a la vez que elimina las células muertas y revitaliza la piel.

Descripción general (fig. 1)

- 1 Filtro
 - 2 Anillo de exfoliación
 - 3 Punta de tratamiento de microdermoabrasión
 - 4 Botón de encendido/apagado
 - 5 Piloto de carga e indicación de "batería baja"
 - 6 Mango
 - 7 Salida de aire
 - 8 Soporte de carga
 - 9 Punta "normal" para tratamiento normal
 - 10 Punta "sensible" para tratamiento suave
 - 11 Adaptador de corriente
 - 12 Clavija pequeña
- Funda (no se muestra)
Cepillo de limpieza (no se muestra)

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el adaptador seco.
- No cargue el aparato en entornos húmedos (por ejemplo, cerca de una bañera llena, una ducha abierta o una piscina llena).

Advertencia

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que sean supervisados.
- Utilice el aparato sólo con el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están deteriorados o rotos, ya que podrían ocasionar lesiones.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador: No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si la punta de tratamiento está rota, agrietada, dañada o sucia. Inspeccione siempre la punta de tratamiento antes de usarla. Si tiene alguna duda, sustituya la punta de tratamiento.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la clavija pequeña del aparato para evitar que se produzca un cortocircuito.
- Este aparato contiene un imán. Mantenga los imanes alejados de los marcapasos. Las personas con marcapasos u otros dispositivos implantados en el cuerpo no deben acercarse a los imanes. Dichas personas deben buscar atención médica especializada antes de manipular o entrar en contacto con imanes.

Precaución

- No utilice el aparato para otro fin distinto a masajear y eliminar suavemente la capa de piel muerta exterior para acelerar la regeneración normal de la piel.
- No utilice el aparato más de dos veces a la semana, ya que puede provocar irritación en la piel.
- No utilice el aparato junto con cremas (exfoliantes) o con peelings químicos o mecánicos, ya que esto puede provocar daños en el aparato y en la piel.
- Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 5 °C/40 °F y 35 °C/95 °F.
- Cargue completamente el aparato al menos cada 3 meses para mantener la autonomía de la batería.

VisaCare mejora la absorción de las cremas y mascarillas faciales. Debido a esta mayor absorción, pueden aparecer reacciones negativas en la piel. Le recomendamos que no cambie de crema durante las primeras 2-4 semanas de uso de VisaCare. Cuando empiece a utilizar una crema nueva después de este periodo, pruebe la crema primero en una zona pequeña. No siga utilizando la crema si se produce una reacción negativa al aplicarla en la piel tratada con VisaCare. Cuando empiece el tratamiento o vuelva a empezarlo después de más de 2 semanas, empiece de nuevo con la punta sensible. Esto permitirá que la piel vuelva a acostumbrarse al tratamiento.

Contraindicaciones y otras advertencias

Este aparato se ha desarrollado para tratar los primeros signos de la edad en la cara. La capa de piel epidérmica se estrecha con el paso de los años debido a factores extrínsecos e intrínsecos, por lo que la piel rugosa y los daños por la luz solar se hacen más evidentes. El objetivo principal de este aparato es la piel de la cara (excepto la zona debajo y encima de los ojos).

No utilice este aparato:

- Si tiene infecciones de la piel, heridas abiertas, erupciones, quemaduras, quemaduras solares, inflamación, eccema, psoriasis, rosácea, infecciones activas como herpes o brotes de acné activos en las zonas que va a tratar:
- Si tiene lunares grandes, tatuajes, manchas de nacimiento, maquillaje permanente u otra irritación en la piel en las zonas que va a tratar:
- Si la piel se está recuperando aún de un procedimiento cosmético, como un peeling químico o mecánico, rejuvenecimiento cutáneo con láser, tratamiento con láser fraccional, tratamiento con mesoterapia o cualquier otro tratamiento con rellenos dérmicos en las últimas dos semanas.
- Si está tomando medicación que puede afectar a la piel, como esteroides o medicamentos para el acné (Accutane, isotretinoína o Roaccutane). Consulte a su médico.
- Si tiene verrugas, no intente eliminarlas con este aparato, ya que pueden diseminarse.
- Si tiene cicatrices, consulte a su médico o dermatólogo antes de empezar a utilizar el aparato.
- Junto con otro sistema de cuidado de la piel en casa que contenga un ingrediente exfoliante activo.

Consejo general

- Después de cada tratamiento, es recomendable utilizar una crema con factor de protección solar (SPF) de 30 o más en las zonas tratadas durante un mínimo de 3 días.
- Si tiene una enfermedad importante de la piel (incluidos, sin limitación, melanoma, carcinoma de células basales, queratosis actínica, melasma, lupus eritematoso sistémico, porfiria, coagulación anormal o anomalías del colágeno como heridas queloides, formación de cicatrices excesiva o historial de cicatrización de heridas incorrecta), consulte a su médico antes de empezar a utilizar el aparato.
- Si tiene pensado disfrutar del sol (por ejemplo, durante las vacaciones de verano), le recomendamos que interrumpa el tratamiento una semana antes de las vacaciones y mientras vaya a mantener una exposición prolongada al sol.


Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.


Carga

Carga del aparato


El aparato tarda aproximadamente 8 horas en cargarse. Un aparato totalmente cargado ofrece un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 30 minutos.




- 1 Asegúrese de que el aparato está apagado.
- 2 Inserte la clavija pequeña en la toma del soporte de carga y el adaptador en la toma de corriente.



- 3 Coloque el aparato en el soporte de carga.



- La luz de carga parpadea en blanco para indicar que el aparato se está cargando.



- Cuando la batería está completamente cargada, el pílogo de carga se enciende en blanco de forma continua durante 30 minutos. El pílogo se apaga después de 30 minutos.

Nota: Puede utilizar el aparato antes de que la batería esté totalmente cargada. No obstante, su rendimiento y tiempo de funcionamiento no serán óptimos en ese caso.

Indicación de batería baja

Cuando la batería está casi agotada, el piloto de carga parpadea en ámbar durante 4 segundos durante el uso y después de apagar el aparato. La batería sigue conteniendo energía suficiente para un tratamiento completo de 5 minutos. Cuando la batería está totalmente agotada, el aparato se apaga automáticamente y el piloto de carga parpadea en ámbar muy rápido. Es aconsejable cargar el aparato inmediatamente después de usarlo.

Preparación para su uso

Asegúrese de cargar el aparato durante 8 horas antes de usarlo por primera vez.

Preparación

Limpie y seque suavemente la cara siempre hasta que esté totalmente seca.

Nota: El aparato se ha diseñado para su uso exclusivo en seco. No lo utilice sobre la cara húmeda o en la ducha o bañera.

Consejos de aplicación

VisaCare incluye dos puntas de tratamiento diferentes:

- Punta "normal" para tratamiento normal.
- Punta "sensible" para tratamiento suave.

Le aconsejamos que utilice la punta de tratamiento "sensible" durante los primeros tratamientos para comprobar cómo reacciona la piel. Si la piel reacciona bien a la punta "sensible", puede probar la punta de tratamiento "normal". Consulte el capítulo "Guía de resolución de problemas" para conocer las reacciones normales y adversas de la piel.

Nota: Utilice el código QR de la cubierta frontal o siga el enlace para ver un video en línea con instrucciones sobre el uso correcto del aparato.


Uso del aparato

Nota: Utilice el aparato dos veces a la semana. El uso del aparato con mayor frecuencia puede provocar irritación de la piel.

- 1** Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
- 2** Cuando utilice el aparato por primera vez, pruebe la punta de tratamiento en el antebrazo antes de usarla en la cara. Haga una pasada con el aparato y espere una hora aproximadamente. Si la posible reacción de la piel disminuye, puede utilizar con seguridad la punta en la cara.

Nota: Compruebe siempre visualmente la punta de tratamiento antes de usarla para ver si está dañada. Si la punta de tratamiento está dañada puede arañar la piel. Si la punta de tratamiento está dañada, sustitúyala.

Nota: No utilice el aparato sin la punta de tratamiento, ya que esto no es beneficioso para la piel y puede provocar reacciones no deseadas.





- 3** Ponga la punta de tratamiento sobre la cara de forma que note la succión. Asegúrese de que existe siempre un contacto total con la piel entre la punta y la zona que va a tratar. No obstante, no presione la punta de tratamiento con demasiada fuerza sobre la superficie de la piel.
- 4** Mueva suavemente la punta de tratamiento en líneas rectas. Empiece en la barbilla y pase a las mejillas, la frente y la nariz. Asegúrese de tratar todas las zonas.

Consejo: Utilice la otra mano para estirar y sujetar la piel y mueva el aparato alejándolo de la mano. Esto permite conseguir fácilmente una succión adecuada, especialmente en las sienes y las mejillas.

Consulte el mapa facial de la parte posterior del manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre cómo mover el aparato sobre la cara.

No mueva el aparato sobre lunares grandes, tatuajes, manchas de nacimiento o maquillaje permanente.

No trate la piel que hay debajo y encima de los ojos, ya es que fina y delicada. Cuando trate las arrugas finas que hay a los lados de los ojos, ponga un dedo de la otra mano en la esquina del párpado y mueva el aparato alejándolo del dedo hacia la sien.

Nota: No mantenga la punta de tratamiento en una zona cuando la coloque sobre la piel.

- 5** En función del estado de la piel, empiece tratando cada zona 2-4 veces. Cuando su piel se haya habituado al tratamiento, aumente a 4-6 pasadas o empiece a utilizar la punta de tratamiento normal. Cuando se acostumbre a la punta de tratamiento normal, empiece a tratar cada zona con 3-4 pasadas. Cuando su piel se habitúe al tratamiento, aumente a 4-6 pasadas.

- 6** Cuando trate todas las zonas, pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato. Se tardan aproximadamente 5 minutos en realizar un tratamiento completo.


En función de su tipo de piel, puede que experimente una sensación de calor o picor y la piel se puede enrojecer ligeramente. Este efecto es solo temporal y debería reducirse en 5-10 minutos.

Consejo: En zonas donde es más difícil conseguir un contacto total con la piel, como la frente, pruebe diferentes formas de sujetar el aparato. Pruebe con movimientos verticales y horizontales para encontrar la mejor forma de que el contacto con la piel sea adecuado. También puede dejar la mano quieta y mover la cabeza.


Si sospecha que el aparato está dañado (por ejemplo, después de un golpe o una caída), examine la punta de tratamiento con atención. Si la punta está dañada, sustitúyala. No utilice una punta de tratamiento dañada, ya que puede provocar arañazos.

Después del tratamiento

Después del tratamiento, aplique una mascarilla hidratante, una crema de día o de noche y asegúrese de utilizar protector solar cuando salga. No utilice otro método de exfoliación mecánica o química durante 3 días. No se someta a electrolisis, cera facial ni utilice depiladoras 3 días después de utilizar el aparato. Puede ponerse maquillaje inmediatamente después del tratamiento.




Limpieza y mantenimiento




No sumerja el aparato en agua. No utilice productos químicos para limpiar el aparato. Nunca utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como petróleo o acetona para limpiar el aparato.

- 1 Asegúrese de que el aparato está apagado antes de empezar a limpiarlo.



- 2 Quite la punta de tratamiento del aparato.



- 3 Limpie la punta de tratamiento bajo el grifo con agua caliente y un poco de jabón líquido. Si el anillo de exfoliación está sucio, deje la punta en remojo en agua caliente con jabón líquido durante 5-10 minutos. Puede utilizar el cepillo para limpiarla. Asegúrese de limpiar el filtro con la punta de tratamiento del revés para enjuagar la suciedad que queda en el filtro. Seque la punta de tratamiento con una toalla que no suelte pelusa o deje que se seque al aire.



- 4 Limpie el mango con un paño húmedo.
- 5 Vuelva a colocar la punta de tratamiento seca en el aparato.
- 6 Frote el soporte de carga con un paño húmedo.

Peligro: Mantenga el adaptador y el soporte de carga siempre secos. No los enjuague nunca bajo el grifo ni los sumerja en agua.

Limpie la punta de tratamiento después de cada uso por motivos de higiene y para evitar que el filtro se obstruya. Utilice solo jabón líquido o una solución de alcohol (máximo 70%) para limpiar la punta de tratamiento.

Almacenamiento

Guarde el aparato con la punta de tratamiento colocada en el soporte de carga o la funda.

Nota: No guarde una punta de tratamiento mojada en el aparato ni en la funda.

Sustitución

Una estructura abrasiva desgastada puede provocar irritación en la piel. Por lo tanto, la punta de tratamiento debe sustituirse cada 6 meses o antes si la estructura abrasiva está deformada o dañada. Hay puntas de repuesto disponibles en nuestro sitio Web. La punta de tratamiento se puede identificar mediante el código de producto, que puede encontrar en el interior de la punta de tratamiento.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.shop.philips.com/service** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.philips.com/support** para consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Solución
No sé si el aparato es adecuado para mi piel.	Lea la sección “Contraindicaciones y otras advertencias” del capítulo “Importante” para comprobar si el aparato es adecuado para su piel.
El aparato no se carga.	Asegúrese de que la toma en la que conecta el aparato está activa. Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red local. Compruebe si ha colocado el aparato correctamente en el soporte. Si utiliza la toma de un armario del baño, puede que necesite encender la luz para activar la toma. Si el piloto del aparato sigue sin encenderse o si el aparato no se carga, póngase en contacto con el Servicio de Atención del Cliente de Philips.
El aparato ya no funciona.	Cargue el aparato de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario. Compruebe si se ha producido un fallo en el suministro de energía y si la toma de corriente está activa. Compruebe si el piloto de carga del aparato se enciende para asegurarse de que el aparato se está cargando. Asegúrese de que ha pulsado el botón de encendido/apagado correctamente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Servicio de Atención del Cliente de Philips.
El aparato no funciona cuando se está cargando.	Esta es una medida de seguridad. El aparato no se ha diseñado para que funcione mientras se está cargando. Deje que el aparato se cargue durante 1 hora aproximadamente para disfrutar de un tratamiento de 5 minutos.
No consigo unos resultados óptimos cuando utilizo el aparato sobre la piel mojada.	Utilice el aparato solamente sobre la piel seca. El aparato solo funciona de forma óptima sobre la piel seca.
Mi piel reacciona al tratamiento con el aparato.	Este tratamiento puede provocar una ligera rojez directamente después del mismo. Puede que experimente una sensación de calor o picor durante el tratamiento. Estos efectos desaparecen normalmente después de varios minutos y generalmente son agradables. Es posible que experimente sequedad o descamación en la piel, rojez o inflamación prolongada. En ese caso, puede que haya presionado el aparato con demasiada fuerza sobre la cara o que haya tratado la misma zona demasiadas veces. Intente ejercer menos presión sobre el aparato durante el siguiente tratamiento o tratar la zona menos veces. En muy pocos casos, el aparato puede provocar un moretón o una ampolla, un arañazo o un cambio en la pigmentación. Casi todas las reacciones de la piel desaparecerán en una semana, aunque el cambio en la pigmentación se reducirá en varias semanas o unos pocos meses. Para evitar posibles efectos secundarios, utilice una crema de día con factor de protección solar o una crema con protección solar después del tratamiento. Esto ayuda a evitar las quemaduras del sol. Se ha probado y confirmado que el aparato es seguro si se utiliza según se describe en el manual de usuario. Los medicamentos o productos y sus posibles efectos secundarios pueden afectar a las personas de formas diferentes. Debido a que siempre existe la posibilidad de que se produzca un efecto secundario raro o anteriormente desconocido con el uso de este aparato o cualquier otro producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención del Cliente de Philips si experimenta un efecto secundario que no se ha mencionado anteriormente.

Problema	Solución
Es difícil deslizar el aparato sobre la piel/no noto la succión/el efecto parece ser inferior al de los tratamientos anteriores.	Compruebe si el filtro está obstruido. Limpie la punta de tratamiento enjuagándola bajo el grifo. Si el anillo de exfoliación está sucio, deje la punta en remojo en agua caliente con jabón líquido durante 5-10 minutos. Puede utilizar el cepillo de limpieza para limpiarla. Asegúrese de limpiar el filtro con la punta de tratamiento del revés para enjuagar la suciedad que queda en el filtro. Seque la punta de tratamiento con una toalla que no suelte pelusa o deje que se seque al aire. Compruebe si nota la succión del aparato cuando la punta de tratamiento está quitada: quite la punta y encienda el aparato. Al poner el dedo en el orificio, debería notar la succión. Si no es así, puede que el aparato esté roto. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips.
Tengo problemas para mantener la succión en la frente.	Pruebe diferentes formas de sujetar el aparato para encontrar el ángulo adecuado que ofrezca un contacto con la piel correcto de la punta de tratamiento con la frente. Puede probar a mantener la mano quieta y mover la frente.
No sé cuándo empezar a utilizar la punta de tratamiento "normal".	En cuanto no experimente efectos secundarios al utilizar la punta de tratamiento "sensible", puede probar la punta de tratamiento "normal". Tenga en cuenta que la primera vez que utilice una nueva punta de tratamiento, pueden producirse diferentes reacciones de la piel. Espere un tiempo a que la piel se acostumbre a la nueva punta.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Cos'è VisaCare e come può aiutare la vostra pelle? L'età, la mancanza di sonno, gli stress emotivi o gli elementi ambientali possono influire sulla vostra pelle. Quando iniziate a vedere i primi segni di invecchiamento della pelle e la pelle non sembra recuperare più in modo veloce, è necessaria più cura e attenzione per essa. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato VisaCare, il nostro nuovo sensazionale metodo per gestire i primi segni d'invecchiamento, per una pelle giovane oggi e domani. A seconda della vostra pelle, potete notare effetti immediati come una pelle più liscia e rivitalizzata dopo un trattamento o pochi trattamenti. In 4-6 settimane è possibile ottenere una pelle levigata con un tono più uniforme. Potete utilizzare VisaCare comodamente a casa per ottenere una pelle più liscia, levigata e rivitalizzata. VisaCare vanta un sistema a doppia azione che esfolia e contemporaneamente massaggia. Questo sistema risulta più efficace e controllato per esfoliare la pelle rispetto al trattamento con le mani. Ideato per migliorare le vostre attuali abitudini, potete utilizzare VisaCare dopo la pulizia della pelle e prima di applicare una maschera nutriente, una crema per il giorno o per la notte. Dopo il trattamento, la vostra pelle è predisposta per un migliore assorbimento della maschera o della crema. Pronte per iniziare? Usate VisaCare a casa due volte a settimana per godere di risultati reali e visibili.

Tecnologia Philips Microdermabrasion

Philips VisaCare offre un sistema DualAction Air Lift & Exfoliation che consente di esercitare contemporaneamente un'azione esfoliante e massaggiante, stimolando il processo di rinnovamento cutaneo rendendo la pelle più liscia, levigata e visibilmente radiosa.

- 1 L'accessorio esfoliante esercita un'azione di rinnovamento donando una pelle più liscia e più tonificata, stimolando il naturale processo di rinnovamento delle cellule. Rimuove delicatamente la ruvidezza e la squamosità della pelle, uniformandola per prepararla a un assorbimento migliore della vostra crema preferita dopo il trattamento.
- 2 Il sistema Air Lift System™ crea un'azione massaggiante delicata e stimolante che favorisce la circolazione sanguigna rimuovendo allo stesso tempo le cellule morte della pelle e consentendo, in questo modo, di rivitalizzare la pelle.

Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Filtro
 - 2 Anello esfoliante
 - 3 Punta per il trattamento di microdermoabrasione
 - 4 Pulsante on/off
 - 5 Spia di ricarica e indicazione di "batteria scarica"
 - 6 Impugnatura
 - 7 Uscita dell'aria
 - 8 Supporto di ricarica
 - 9 Accessorio "Normal" (Normale) per trattamento normale
 - 10 Accessorio "Sensitive" (Sensibile) per trattamento delicato
 - 11 Adattatore
 - 12 Spinotto
- Custodia (non illustrata)
Spazzolina per la pulizia (non illustrata)

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.
- Non caricate l'apparecchio in ambienti bagnati (ad esempio vicino a una vasca da bagno riempita d'acqua, a una doccia aperta o a una piscina).

Avviso

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio o l'adattatore nel caso in cui sia danneggiato o rotto al fine di evitare lesioni.
- Se l'adattatore è danneggiato, è necessario sostituirlo esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Non utilizzate l'apparecchio se l'accessorio per il trattamento è rotto, scheggiato, danneggiato o sporco. Ispezionate sempre l'accessorio prima dell'uso. Se in dubbio, sostituitelo.
- Non inserite materiali in metallo nella presa per evitare il rischio di corto circuito.
- Questo apparecchio contiene un magnete. Le persone che portano un pacemaker cardiaco o altri dispositivi impiantati non devono avvicinarsi troppo al magnete. Prima che tali persone utilizzino o vengano a contatto con i magneti deve essere richiesto un parere medico specializzato.

Attenzione

- Non utilizzate l'apparecchio per nessun altro scopo se non quello di massaggiare e rimuovere delicatamente lo strato in superficie di pelle morta per velocizzare il ricambio normale della pelle.
- Non utilizzate l'apparecchio più di due volte a settimana, onde evitare irritazioni della pelle.
- Non utilizzate l'apparecchio con creme esfolianti o con peeling chimici o meccanici, onde evitare danni all'apparecchio e alla pelle.
- Ricaricate, utilizzate e riponete l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Caricate completamente l'apparecchio almeno ogni 3 mesi per preservare la durata delle batterie.

VisaCare ottimizza l'assorbimento delle vostre creme e maschere per il viso. A causa di questo tipo di assorbimento superiore, è possibile che si verifichi una irritazione della pelle. Vi consigliamo pertanto di non cambiare crema durante le prime 2-4 settimane di utilizzo di VisaCare. Quando iniziate ad utilizzare una nuova crema dopo questo lasso di tempo, testatela prima su una piccola parte della pelle. Non continuate ad utilizzare questa crema in caso di irritazioni cutanee avverse in presenza di applicazione

sulla pelle trattata con VisaCare. Quando iniziate il trattamento, o lo riniziate dopo una pausa di oltre 2 settimane, iniziate nuovamente con l'accessorio "Sensitive" (Sensibile). In questo modo la vostra pelle si abituerà nuovamente al trattamento.

Controindicazioni e altre avvertenze

Questo apparecchio è stato sviluppato per gestire i primi segni di invecchiamento del viso. Dal momento che lo strato di epidermide diventa sempre più sottile con il passare degli anni a causa di fattori esterni e interni, la pelle ruvida e i segni di fotolesione diventano sempre più evidenti. L'obiettivo di questo apparecchio è la pelle del viso (ad esclusione delle aree sotto e sopra gli occhi).

Non utilizzate l'apparecchio:

- In caso di infezioni della pelle, ferite aperte, orticarie, bruciature, scottature da sole, infiammazioni, eczema, psoriasi, acne rosacea, infezioni attive come herpes o eruzioni di acne nelle aree da trattare.
- In caso di nei atipici, tatuaggi, nevi vinosi, trucco permanente o qualsiasi altra irritazione della pelle nelle aree da trattare.
- Se la vostra pelle deve ancora ristabilirsi a seguito di un trattamento cosmetico, ad esempio un peeling chimico o meccanico, un rinnovamento cutaneo al laser, un trattamento al laser frazionale, una mesoterapia o qualsiasi altro trattamento con dermoriempitivi nelle due settimane precedenti.
- Se assumete medicinali che potrebbero avere effetti sulla pelle, come steroidi o farmaci per l'acne (Accutane, Isotretinoine o Roaccutane). Consultate il vostro medico.
- In caso di presenza di verruche. Non provate a eliminarle con questo apparecchio. Potrebbero ampliarsi.
- In caso di cicatrici, consultate il medico o il dermatologo prima di utilizzare l'apparecchio.
- In combinazione con qualsiasi altro sistema per la cura della pelle in casa che contenga ingredienti attivi per il peeling.

Consigli generali

- Dopo ogni trattamento, è consigliabile utilizzare un fattore di protezione solare (SPF) 30 o superiore sulle aree trattate per almeno 3 giorni.
- In caso di pelle in gravi condizioni (tra cui ma non limitatamente a: melanoma, basalioma, cheratosi solare, melasma, lupus eritematoso sistemico, porfiria, anomalie della coagulazione e del collagene come ferite da cheloide, formazione eccessiva di cicatrici o episodi di cattiva guarigione delle ferite), consultate il medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Se pensate di esporvi al sole (ad esempio durante le vacanze estive), consigliamo di interrompere il trattamento una settimana prima delle vacanze e per tutto il periodo di esposizione al sole.

Campi elettromagnetici (EMF)





Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Come ricaricare l'apparecchio

Ricarica dell'apparecchio

La ricarica dell'apparecchio richiede circa 8 ore. Un apparecchio a piena carica ha un'autonomia di funzionamento senza filo di 30 minuti.

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2** Inserite lo spinotto nella presa del supporto di ricarica e l'adattatore nella presa di corrente.



- 3** Posizionate l'apparecchio sul supporto di ricarica.

- Quando l'apparecchio è in carica, la spia di ricarica emette una luce bianca lampeggiante.

- Quando la batteria è completamente carica, la spia di ricarica diventa bianca per 30 minuti. Dopo 30 minuti, la spia si spegne.

Nota: potete utilizzare l'apparecchio prima che la batteria sia completamente carica. Tuttavia, in tal caso le prestazioni e il tempo di funzionamento non saranno ottimali.

Indicazione di “batteria scarica”

Se la batteria è quasi scarica, la spia di ricarica lampeggia in ambra per 4 secondi durante l'uso e dopo aver spento l'apparecchio. La batteria contiene ancora abbastanza energia per un trattamento completo di 5 minuti. Quando la batteria è completamente scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente e la spia di ricarica lampeggia in ambra molto rapidamente. È consigliabile ricaricare l'apparecchio subito dopo l'uso.

Predisposizione dell'apparecchio

Assicuratevi di aver caricato l'apparecchio per 8 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

Preparazione

Pulite e asciugate delicatamente il viso fino a renderlo completamente asciutto.

Nota: l'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso su pelle asciutta.

Non utilizzatelo sul viso bagnato, nella doccia o nella vasca da bagno.

Consigli per l'applicazione

VisaCare dispone di due diversi accessori per il trattamento:

- Accessorio "Normal" (Normale) per trattamento normale.
- Accessorio "Sensitive" (Sensibile) per il trattamento delicato.

Vi consigliamo di utilizzare l'accessorio per il trattamento "Sensitive" (Sensibile) durante i primi trattamenti per verificare la reazione della pelle. Se la pelle reagisce bene all'accessorio "Sensitive" (Sensibile), potete provare l'accessorio "Normal" (Normale). Consultate il capitolo "Risoluzione dei problemi" per gli effetti cutanei normali e collaterali.

Nota: utilizzate il codice QR sulla parte anteriore del rivestimento oppure seguite il link per visualizzare il video online per le istruzioni sull'uso corretto dell'apparecchio.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Nota: utilizzate l'apparecchio due volte a settimana. Usare l'apparecchio più spesso potrebbe causare irritazione della pelle.


- 1** Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.
- 2** Quando utilizzate l'apparecchio per la prima volta, provate l'accessorio per il trattamento sull'avambraccio prima di applicarlo sul viso. Passate l'apparecchio e poi aspettate circa un'ora. Se riscontrate una reazione cutanea che pian piano scompare, potete utilizzare l'accessorio sul viso senza alcun rischio.

Nota: prima dell'uso, controllate sempre che l'accessorio per il trattamento non sia danneggiato. Un accessorio per il trattamento danneggiato graffia la pelle. Se l'accessorio per il trattamento è danneggiato, sostituitelo.

Nota: non utilizzate l'apparecchio senza l'accessorio per il trattamento poiché fa male alla pelle e potrebbe causare una reazione cutanea indesiderata.

- 3** Posizionate l'accessorio per il trattamento sul viso in modo tale da sentire l'aspirazione. Assicuratevi che l'accessorio per il trattamento sia sempre a pieno contatto con l'area da trattare. Tuttavia, non applicate troppa pressione con l'accessorio per il trattamento sulla superficie della pelle.
- 4** Muovete delicatamente l'accessorio per il trattamento con movimenti dritti. Iniziate dal mento e spostatevi quindi sulle guance, sulla fronte e sul naso. Assicuratevi di trattare tutte le aree.

Consiglio: usate l'altra mano per tenere la pelle tesa e muovete l'apparecchio lontano dalla mano. Questa operazione rende più facile ottenere un'adeguata aspirazione, in modo particolare sulle tempie e sulle guance. Per istruzioni dettagliate su come passare l'apparecchio sul viso, consultate la mappa del viso sul retro del manuale dell'utente.



non utilizzate l'apparecchio su nei atipici, tatuaggi, nevi vinosi o trucco permanente.

non trattate la pelle sotto o sopra gli occhi, poiché è sottile e delicata. Quando trattate le aree sottili sul lato dell'occhio, posizionato un dito dell'altra mano nell'angolo della palpebra e muovete l'apparecchio lontano dal dito verso la tempia.

Nota: non tenete l'accessorio per il trattamento in un singolo punto una volta posizionato sulla pelle.

- 5** A seconda del vostro tipo di pelle, iniziate a trattare ogni zona 2-4 volte. Quando la vostra pelle si è abituata al trattamento, aumentate a 4-6 volte o passate all'accessorio "Normal" (Normale). Quando utilizzate questo accessorio, iniziate a trattare ciascuna area 3-4 volte. Quando la vostra pelle si è abituata al trattamento, aumentate a 4-6 volte.

- 6** Dopo aver trattato tutte le aree, premete il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio. Un trattamento completo richiede circa 5 minuti.

A seconda del vostro tipo di pelle, potreste provare una sensazione di calore e solletico e la pelle potrebbe diventare leggermente rossa. Si tratta solo di un effetto temporaneo che dovrebbe diminuire in 5-10 minuti.

Consiglio: nelle aree in cui è difficile raggiungere il contatto pieno con la pelle, come la fronte, provate modi diversi per tenere l'apparecchio. Provate movimenti verticali e orizzontali per trovare il modo migliore e stabilire un contatto adeguato con la pelle. Potete anche tenere ferma la mano e muovere la testa.

se sospettate che l'apparecchio sia danneggiato (ad esempio dopo una caduta o un urto), esaminate attentamente l'accessorio per il trattamento. Se è danneggiato, sostituitelo. Non utilizzate un accessorio danneggiato, onde evitare graffi.



Dopo il trattamento


Dopo il trattamento, applicate una maschera nutriente, una crema da giorno o da notte e assicuratevi di utilizzare la protezione solare quando uscite. Non usate alcun altro metodo di esfoliazione meccanico o chimico per 3 giorni. Non sottoponetevi a elettrolisi, ceretta del viso e non utilizzate depilatori nei 3 giorni successivi all'uso dell'apparecchio. Potete applicare il trucco subito dopo il trattamento.

Pulizia e manutenzione


non immergete l'apparecchio nell'acqua. Non utilizzate prodotti chimici per pulire l'apparecchio. Per la pulizia dell'apparecchio, non utilizzate spugne abrasive, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone.

- 1** Prima di pulire l'apparecchio, verificate che sia spento.





- 2** Rimuovete l'accessorio per il trattamento dall'apparecchio.



- 3** Pulite l'accessorio per il trattamento sotto il rubinetto con acqua calda e un detergente per piatti. Se l'anello esfoliante è sporco, lasciate l'accessorio immerso in acqua calda con detergente per piatti per 5-10 minuti. Potete utilizzare la spazzola per pulirlo. Assicuratevi di pulire il filtro con l'accessorio per il trattamento capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti nel filtro. Asciugate l'accessorio per il trattamento con un asciugamano che non lascia residui o lasciatelo asciugare all'aria.



- 4** Pulite l'impugnatura con un panno umido.
5 Riposizionate l'accessorio per il trattamento asciutto sull'apparecchio.
6 Pulite il supporto di ricarica con un panno umido.

Pericolo: mantenete l'adattatore e il supporto di ricarica sempre asciutti evitando di sciacquarli sotto l'acqua corrente o di immergerli in acqua.

Pulite l'accessorio per il trattamento dopo ogni uso per motivi di igiene e per prevenire l'ostruzione del filtro. Per la pulizia dell'accessorio per il trattamento, utilizzate solo detergente per piatti o una soluzione a base di alcol (max. 70%).

Conservazione

Riponetelo l'apparecchio con l'accessorio per il trattamento inserito nel supporto di ricarica o nell'astuccio.

***Nota:** non inserite l'accessorio per il trattamento bagnato sull'apparecchio e non riponetelo nell'astuccio.*

Sostituzione

Una struttura usurata e abrasiva potrebbe provocare l'irritazione della pelle. Pertanto, l'accessorio per il trattamento dovrebbe essere sostituito ogni 6 mesi o prima se la struttura abrasiva è deformata o danneggiata. Gli accessori di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web. L'accessorio per il trattamento può essere identificato dal codice del prodotto. Potete trovare questo codice nella parte interna dell'accessorio.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito **www.shop.philips.com/service** oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

Tutela dell'ambiente



- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Soluzione
Non so se l'apparecchio è adatto alla mia pelle.	Consultate la sezione "Controindicazioni e altre avvertenze" nel capitolo "Importante" per controllare se l'apparecchio è adatto alla vostra pelle.
L'apparecchio non si carica.	Assicuratevi che la presa a cui collegate l'apparecchio sia attiva. Controllate che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale. Controllate di aver posizionato l'apparecchio correttamente sul supporto. Se utilizzate una presa posta sul mobiletto del bagno, potrebbe essere necessario accendere la luce per attivare la presa. Se la spia sull'apparecchio continua a non accendersi o se l'apparecchio continua a non caricarsi, contattate il centro assistenza clienti Philips.
L'apparecchio non funziona.	Caricate l'apparecchio secondo le istruzioni riportate in questo manuale dell'utente. Controllate che non si sia verificato un blackout e che la presa di corrente a muro sia attiva. Controllate che la spia di ricarica dell'apparecchio sia accesa per assicurarvi che l'apparecchio sia in carica. Assicuratevi di aver premuto il pulsante on/off correttamente. Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattate il centro assistenza clienti Philips.

Problema	Soluzione
L'apparecchio non funziona quando è in carica.	Questa è una misura di sicurezza. L'apparecchio non è progettato per funzionare durante la ricarica. Lasciate ricaricare l'apparecchio circa 1 ora per un trattamento di 5 minuti.
Non ottengo ottimi risultati quando uso l'apparecchio sulla pelle bagnata.	Utilizzate l'apparecchio solo sulla pelle asciutta. L'apparecchio funziona in modo ottimale solo sulla pelle asciutta.
La mia pelle ha delle reazioni al trattamento con l'apparecchio.	Il trattamento potrebbe causare lieve rossore subito dopo l'applicazione. Durante il trattamento è possibile provare una sensazione di calore e solletico. Generalmente, questi effetti scompaiono dopo qualche minuto e sono avvertiti come piacevoli. È possibile riscontrare una pelle secca o screpolata, rossore prolungato o gonfiore. In tal caso, potreste aver esercitato troppa pressione con l'apparecchio sulla pelle oppure avete trattato la stessa area per troppo tempo. Provate a esercitare meno pressione con l'apparecchio durante il successivo trattamento o trattate l'area per meno volte. In casi rari, l'apparecchio potrebbe causare lividi o bolle, graffi o cambiamenti della pigmentazione. Quasi tutte le reazioni cutanee scompariranno entro una settimana, il cambiamento della pigmentazione diminuirà entro diverse settimane o pochi mesi. Per evitare i possibili effetti collaterali, utilizzate una crema da giorno con fattore di protezione solare o una protezione solare dopo il trattamento, in modo da prevenire scottature. L'apparecchio è stato testato ed è stato dichiarato sicuro per l'utilizzo nelle modalità descritte nel manuale dell'utente. I medicinali o i prodotti e i loro possibili effetti collaterali possono influire diversamente a seconda della persona. Dal momento che esiste sempre la possibilità di riscontrare effetti collaterali rari o precedentemente sconosciuti con l'uso dell'apparecchio o con qualsiasi altro prodotto, contattate il centro assistenza clienti Philips qualora riscontraste un effetto collaterale diverso da quelli descritti in alto.
È difficile far scorrere l'apparecchio sulla pelle/ Non sento aspirazione/ l'effetto sembra essere minore rispetto ai precedenti trattamenti.	Controllate se il filtro è ostruito. Pulite l'accessorio per il trattamento risciacquandolo sotto il rubinetto. Se l'anello esfoliante è sporco, lasciate l'accessorio immerso in acqua calda con detergente per piatti per 5-10 minuti. Potete utilizzare la spazzola per pulirlo. Assicuratevi di pulire il filtro con l'accessorio per il trattamento capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti nel filtro. Asciugate l'accessorio per il trattamento con un asciugamano che non lascia residui o lasciatelo asciugare all'aria. Controllate di sentire l'aspirazione dell'apparecchio quando l'accessorio per il trattamento è stato estratto: rimuovete l'accessorio e accendete quindi l'apparecchio. Quando posizionate il dito sul foro, dovrete sentire l'aspirazione. Se non sentite l'aspirazione, l'apparecchio potrebbe essere rotto. Contattate il vostro centro assistenza clienti Philips.
Incontro difficoltà nel mantenere l'aspirazione sulla fronte.	Provate dei modi diversi per posizionare l'apparecchio e trovare l'angolo retto dell'accessorio per il trattamento con la fronte, al fine di ottenere un buon contatto con la pelle. Assicuratevi di muovere l'apparecchio lentamente sulla fronte. Potete provare a tenere ferma la mano, muovendo la testa.
Non so quando iniziare a utilizzare l'accessorio per il trattamento "Normal" (Normale).	Se non riscontrate effetti collaterali con l'uso dell'accessorio per il trattamento "Sensitive" (Sensibile), potreste provare l'accessorio "Normal" (Normale). La prima volta che utilizzate un nuovo accessorio per il trattamento, potreste avere una reazione cutanea diversa. Date alla pelle il tempo per abituarsi al nuovo accessorio.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em

www.philips.com/welcome. O que é VisaCare e como é que este pode ajudar a sua pele? A idade, a falta de sono, a tensão emocional e os elementos ambientais podem influenciar muito a sua pele.

Quando começa a notar os primeiros sinais de envelhecimento da pele e a sua pele parece não recuperar com tanta rapidez, isto significa que a sua pele requer cuidado e atenção extra. Foi por esse motivo que desenvolvemos o VisaCare, a nossa nova abordagem para combater os primeiros sinais de envelhecimento, para uma pele com aspecto jovem hoje e amanhã. Dependendo da sua pele, pode obter efeitos imediatos - como uma pele mais macia e revitalizada - após um tratamento ou vários tratamentos. Efeitos como a firmeza da pele e a uniformização do seu tom verificam-se após 4 a 6 semanas.

Pode utilizar o VisaCare no conforto da sua casa para desfrutar de uma pele mais macia, mais firme e revitalizada. O VisaCare é fornecido com um sistema de dupla acção que esfolia e massaja em simultâneo. Este sistema é mais eficaz e controlado do que a esfoliação da sua pele apenas com as mãos.

Concebido para melhorar a sua rotina actual, utilize o VisaCare depois de limpar a pele e antes de aplicar uma máscara nutritiva, um creme de dia ou um creme de noite. Depois do tratamento, a sua pele está preparada para uma melhor absorção da máscara ou do creme. Pronto para começar? Utilize o VisaCare em casa duas vezes por semana para desfrutar de resultados efectivos e visíveis.

Como funciona a tecnologia de microdermabrasão da Philips

A Philips VisaCare oferece um sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation, que massaja e esfolia em simultâneo. Isto estimula o processo de renovação superficial da pele para uma pele mais firme, mais suave e visivelmente radiante.

- 1 A ponta esfoliante renova e revela uma pele mais macia, com uma melhor textura e com maior firmeza através da estimulação do seu processo natural de renovação das células. Esta elimina suavemente a aspereza e escamosidade para melhorar a pele e para a preparar para uma melhor absorção do seu creme favorito após o tratamento.
- 2 O sistema Air Lift™ cria uma acção massajadora suave e estimulante que promove a circulação sanguínea, enquanto remove células mortas e revitaliza a sua pele.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Filtro
 - 2 Anel de esfoliação
 - 3 Ponta de tratamento de microdermabrasão
 - 4 Botão ligar/desligar
 - 5 Luz de carregamento e indicação de "bateria fraca"
 - 6 Pega
 - 7 Saída de ar
 - 8 Base de carga
 - 9 Ponta "normal" para tratamento habitual
 - 10 Ponta "sensível" para tratamento suave
 - 11 Transformador
 - 12 Ficha pequena
- Bolsa (não apresentada)
Escova de limpeza (não apresentada)

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.
- Não carregue este aparelho em ambientes húmidos (por exemplo, próximo de uma banheira cheia, um chuveiro com água a correr ou uma piscina cheia).

Aviso

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
- Não utilize o aparelho ou o transformador, se estes estiverem danificados ou avariados, para evitar ferimentos.
- Se o transformador estiver danificado, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador: Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Não utilize o aparelho se a ponta de tratamento estiver partida, fissurada, danificada ou suja. Examine sempre a ponta de tratamento antes de utilizar. Em caso de dúvida, substitua a ponta de tratamento.
- Não insira material que contenha metal na tomada da ficha pequena para evitar curto-circuitos.
- Este aparelho contém um íman. Mantenha ímanes afastados de pacemakers cardíacos. As pessoas com pacemakers cardíacos ou outros dispositivos implantados nos seus corpos não devem aproximar-se de ímanes. A opinião de um médico especialista deve ser consultada antes de pessoas nesta situação manusearem ou entrarem em contacto com ímanes.

Cuidado

- Não utilize o aparelho para qualquer outra finalidade além de massajar e remover suavemente a camada superior morta da pele para acelerar a sua renovação normal.
- Não utilize o aparelho mais do que duas vezes por semana, visto que isto pode causar irritações da pele.
- Não utilize o aparelho em combinação com cremes (esfoliantes) nem com peelings químicos ou mecânicos, isto podem causar danos no aparelho e na sua pele.
- Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Carregue o aparelho completamente, no mínimo, a cada 3 meses para manter a vida útil da bateria.

O VisaCare aumenta a absorção dos seus cremes e máscaras faciais. Devido a esta maior assimilação pode ocorrer uma reacção negativa da pele. Por isso, recomendamos que não mude de creme durante as primeiras 2 a 4 semanas de utilização do VisaCare. Quando começar a utilizar um novo creme depois deste período, primeiro teste-o numa área pequena. Não continue a utilizar este creme se surgir uma reacção negativa da pele ao aplicá-lo na pele tratada com o VisaCare. Ao começar tratamento, ou ao reiniciar depois de uma paragem superior a 2 semanas, recomece com a ponta sensível. Isto permitirá que a sua pele se habitue novamente ao tratamento.

Contra-indicações e outros avisos

Este aparelho foi desenvolvido para combater os primeiros sinais de envelhecimento do rosto. Visto que a camada epidérmica se torna mais fina com o passar dos anos devido a factores extrínsecos e intrínsecos, a pele áspera e os sinais da exposição solar tornam-se mais acentuados. O foco deste aparelho é a pele do rosto (excluindo a área por baixo e por cima dos olhos).

Não utilize este aparelho:

- Se tiver infecções de pele, feridas abertas, erupções, queimaduras, queimaduras solares, inflamação, eczema, psoríase, rosácea, infecções activas como herpes ou crises activas de acne nas áreas a tratar.
- Se tiver sinais grandes, tatuagens, angioma, maquilhagem permanente ou qualquer irritação da pele nas áreas a tratar.
- Se a sua pele ainda estiver a recuperar de um procedimento cosmético, como um peeling químico ou mecânico, uma renovação superficial por laser, um tratamento laser fraccionário, um tratamento de mesoterapia ou qualquer outro tratamento com preenchimento dérmico nas duas semanas anteriores.
- Se estiver a tomar medicamentos que possam afectar a sua pele, como esteróides ou medicamento para acne (Accutane, isotretinoína ou Roaccutane). Consulte o seu médico.
- Se tiver verrugas, não tente eliminá-las com este aparelho. Pode espalhar as verrugas.
- Se tiver cicatrizes, consulte o seu médico ou dermatologista antes de começar a utilizar o aparelho.
- Em combinação com qualquer outro sistema doméstico de cuidados da pele que contenha um ingrediente de esfoliação activo.

Conselhos gerais

- Depois de que cada tratamento, recomendamos a utilização de um factor de protecção solar (SPF) 30 ou superior nas áreas tratadas, durante um mínimo de 3 dias.
- Se tiver um problema de pele significativo (incluindo, entre outros, melanoma, carcinoma basocelular, ceratose senil, melasma, lúpus eritematoso disseminado, porfíria, anomalia de coagulação e anomalias de colagénio, como cicatrizes quelóides, formação excessiva de tecido cicatrizado ou um historial de má cicatrização de feridas), consulte o seu médico antes de começar a utilizar o aparelho.
- Se planeia desfrutar do sol (por exemplo, em férias de Verão), recomendamos que interrompa o tratamento uma semana antes das férias e enquanto estiver extensivamente exposto ao sol.

Campos electromagnéticos (CEM)


Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Carregamento


Carregar o aparelho

Carregar o aparelho demora aproximadamente 8 horas. Um aparelho totalmente carregado tem uma autonomia de funcionamento sem fios de até 30 minutos.

- 1** Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2** Insira a ficha pequena na tomada da base de carga e insira o transformador na tomada eléctrica.




- 3** Coloque o aparelho na base de carga.



- A luz de carregamento fica intermitente a verde para indicar que o aparelho está a carregar.



- Quando a bateria está completamente carregada, a luz de carregamento permanece continuamente acesa a branco durante 30 minutos. Depois de esse período terminar, a luz apaga-se.



Nota: Pode utilizar o aparelho antes de a bateria estar completamente carregada. No entanto, o seu desempenho e tempo de funcionamento não serão ideais neste caso.

Indicação “Bateria fraca”

Quando a bateria está quase vazia, a luz de carregamento fica intermitente a âmbar por 4 segundos durante a utilização e depois de desligar o aparelho. A bateria contém energia suficiente para um tratamento completo de 5 minutos. Quando a bateria está completamente vazia, o aparelho desliga-se automaticamente e a luz de carregamento apresenta uma intermitência muito rápida a âmbar. Recomendamos o carregamento do aparelho imediatamente após a utilização.

Preparar para a utilização

Assegure-se de que carregou o aparelho durante 8 horas antes de o utilizar pela primeira vez.

Preparação

Limpe sempre e seque suavemente o seu rosto até este estar totalmente seco.

Nota: O aparelho destina-se apenas à utilização a seco. Não o utilize no rosto húmido nem no chuveiro ou na banheira.

Pontas de aplicação

O VisaCare é fornecido com duas pontas de tratamento diferentes:

- Ponta “normal” para tratamento habitual.
- Ponta “sensível” para tratamento suave.

Recomendamos a utilização da ponta de tratamento “sensível” durante os primeiros tratamentos para ver como a sua pele reage. Se a pele reagir bem à ponta “sensível”, pode experimentar a ponta de tratamento “normal”. Consulte o capítulo “Resolução de problemas” para obter informações sobre reacções da pele normais e adversas.

Nota: Utilize o código QR na cobertura frontal ou siga a ligação para assistir ao vídeo online com instruções relativas à utilização correcta do aparelho.


Utilizar o aparelho

Nota: Utilize o aparelho duas vezes por semana. Utilizar o aparelho com mais frequência pode causar irritações da pele.

- 1** Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
- 2** Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, teste a ponta de tratamento no seu antebraço antes de a utilizar no seu rosto. Experimente o aparelho e, em seguida, aguarde durante aproximadamente uma hora. Se uma eventual reacção da pele diminuir, pode utilizar a ponta no seu rosto com segurança.

Nota: Inspeccione sempre visualmente a ponta de tratamento antes de utilizar para verificar se esta está danificada. Uma ponta de tratamento danificada arranha a sua pele. Se a ponta de tratamento estiver danificada, substitua-a.

Nota: Não utilize o aparelho sem a ponta de tratamento, visto que isto não beneficia a sua pele e pode causar uma reacção indesejada da pele.





- 3** Coloque a ponta de tratamento no seu rosto de forma a sentir a sucção. Assegure-se de que há sempre um contacto total com a pele, entre a ponta de tratamento e a área a tratar. No entanto, não pressione a ponta de tratamento demasiado sobre a superfície da pele.
- 4** Movimente suavemente a ponta de tratamento em linhas rectas. Comece pelo queixo e, em seguida, movimente-a para as bochechas, a testa e o nariz. Assegure-se de que trata todas as áreas.

Sugestão: Utilize a outra mão para esticar e segurar a pele e movimente o aparelho na direcção oposta à sua mão. Isto facilita a obtenção de uma sucção adequada, especialmente nas têmporas e bochechas. Consulte o mapa das zonas faciais na parte final do manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre como deslocar o aparelho pelo rosto.

Não movimente o aparelho sobre sinais grandes, tatuagens, angiomas ou maquilhagem permanente.

Não trate a pele por baixo nem por cima dos olhos, visto que esta é fina e delicada. Quando tratar linhas finas ao lado do olho, coloque um dedo da outra mão no canto da pálpebra e movimente o aparelho na direcção oposta ao dedo, no sentido da têmpora.

Nota: Não mantenha a ponta de tratamento numa só área quando a colocar sobre a pele.

- 5** Dependendo do estado da sua pele, comece por tratar cada área 2 a 4 vezes. Quando a sua pele estiver habituada ao tratamento, aumente para 4 a 6 passagens ou comece a utilizar a ponta de tratamento normal. Quando utilizar a ponta de tratamento normal, comece por tratar cada área com 3 a 4 passagens. Quando a sua pele estiver habituada ao tratamento, aumente para 4 a 6 passagens.

- 6** Quando tratar todas as áreas, prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho. Um tratamento completo demora aproximadamente 5 minutos.


Dependendo do seu tipo de pele, pode notar uma sensação de calor e formiguelo e a sua pele pode ficar levemente avermelhada. Isto é apenas um efeito temporário que deve diminuir dentro de 5 a 10 minutos.

Sugestão: Em áreas onde o contacto total com a pele é mais difícil de conseguir, como a testa, experimente formas diferentes de segurar o aparelho. Experimente movimentos verticais e horizontais para descobrir a melhor forma de estabelecer um contacto adequado com a sua pele. Também pode manter a sua mão imóvel e movimentar a sua cabeça.


Se suspeitar que o aparelho apresenta danos (por exemplo, depois de uma queda ou impacto), examine a ponta de tratamento cuidadosamente. Se a ponta estiver danificada, substitua-a. Não utilize uma ponta de tratamento danificada, pois isto pode causar arranhões.

Pós-tratamento

Depois do tratamento, aplique uma máscara nutritiva, um creme de dia ou um creme de noite e não se esqueça de utilizar protecção solar quando sair à rua. Não utilize qualquer outro método de esfoliação mecânico ou químico durante 3 dias. Não faça a depilação por electrólise, com cera nem cremes depilatórios durante 3 dias depois de utilizar o aparelho. Pode aplicar maquilhagem imediatamente depois do tratamento.




Limpeza e manutenção




Não imerja o aparelho em água. Não utilize químicos para limpar o aparelho. Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como álcool ou acetona, para limpar o aparelho.

- 1 Antes de começar a limpeza, certifique-se de que o aparelho está desligado.



- 2 Retire a ponta de tratamento do aparelho.



- 3 Lave a ponta de tratamento em água quente corrente com um pouco de detergente da loiça. Se o anel de esfoliação estiver sujo, deixe a ponta demolhar em água quente com detergente da loiça durante 5 a 10 minutos. Pode utilizar a escova para limpar. Assegure-se de que limpa o filtro com a ponta de tratamento voltada ao contrário até eliminar toda a sujidade presente no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma toalha que não largue pêlos ou deixe-a secar ao ar.



- 4 Limpe a pega com um pano húmido.
- 5 Coloque a ponta de tratamento seca novamente no aparelho.
- 6 Limpe a base de carga com um pano húmido.

Perigo: Mantenha sempre o transformador e a base de carga secos. Nunca os enxágue em água corrente, nem mergulhe em água.

Limpe a ponta de tratamento depois de cada utilização por razões higiénicas e para evitar obstruções do filtro. Utilize apenas detergente da loiça ou uma solução à base de álcool (máx. 70%) para limpar a ponta de tratamento.

Arrumação

Guarde o aparelho com a ponta de tratamento encaixada na base de carga ou na bolsa.

Nota: Não guarde uma ponta de tratamento húmida no aparelho nem na bolsa.

Substituição

Uma estrutura gasta e abrasiva poderá causar irritações da pele. Por isso, a ponta de tratamento deve ser substituída a cada 6 meses ou antes se a estrutura abrasiva estiver deformada ou danificada. As pontas de substituição estão disponíveis no nosso Web site. A ponta de tratamento pode ser identificada pelo código de produto. Pode procurar este código no interior da ponta de tratamento.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Meio ambiente



- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio ambiente.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema

Solução

Não sei se o aparelho é adequado para utilizar na minha pele.

Leia a secção “Contra-indicações e outros avisos” no capítulo “Importante” para verificar se o aparelho é adequado à sua pele.

O aparelho não carrega.

Assegure-se de que a tomada à qual ligou o aparelho tem corrente. Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local. Verifique se colocou o aparelho correctamente na base. Se utilizar uma tomada num armário da casa de banho, poderá precisar de acender a luz para activar a tomada. Se a luz no aparelho continuar a não se acender ou se o aparelho continuar a não carregar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips.

Problema	Solução
O aparelho deixou de funcionar.	Carregue o aparelho de acordo com as instruções neste manual do utilizador. Verifique se há uma falha de energia e se a tomada eléctrica tem corrente. Verifique se a luz de carregamento no aparelho se acende para se assegurar de que o aparelho está a carregar. Assegure-se de que premiu o botão ligar/desligar correctamente. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips.
O aparelho não funciona quando está a carregar.	Trata-se de uma medida de segurança. O aparelho não se destina a funcionar enquanto carrega. Deixe o aparelho carregar durante aproximadamente 1 hora para um tratamento de 5 minutos.
Não obtenho resultados ideais quando utilizo o aparelho na pele húmida.	Utilize o aparelho apenas na pele seca. O aparelho só funciona de forma ideal na pele seca.
A minha pele reage ao tratamento com o aparelho.	Este tratamento pode provocar uma vermelhidão suave imediatamente depois do tratamento. Pode experienciar uma sensação de calor e formiguento durante o tratamento. Normalmente, estes efeitos desaparecem em poucos minutos e geralmente são considerados agradáveis. É possível que sinta a pele seca ou a escamar; vermelhidão prolongada ou inchaço. Nesse caso, poderá ter pressionado o aparelho com demasiada força sobre o seu rosto ou pode ter tratado a mesma área demasiadas vezes. Tente exercer menos pressão sobre o aparelho durante o próximo tratamento ou trate a área menos vezes. Em casos raros, o aparelho pode causar uma pisadura ou bolha, um arranhão ou uma mudança de pigmentação. Praticamente todas as reacções da pele desaparecem dentro de uma semana, as mudanças de pigmentação diminuem ao longo de várias semanas ou alguns meses. Para evitar possíveis efeitos secundários, utilize um creme de dia com factor de protecção solar ou um protector solar depois do tratamento. Isto ajuda a evitar queimaduras. O aparelho foi testado e considerado seguro para a utilização conforme descrito no manual do utilizador. Medicamentos e produtos e os seus possíveis efeitos secundários podem afectar cada pessoa de forma diferente. Visto que há sempre a possibilidade de poder ocorrer um efeito secundário raro ou anteriormente desconhecido com o uso deste aparelho ou qualquer outro produto, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips, caso tenha verificado um efeito secundário não mencionado acima.

Problema	Solução
É difícil deslizar o aparelho sobre a minha pele/não sinto a sucção/o efeito parece perder intensidade depois de tratamentos anteriores.	Verifique se o filtro está obstruído. Limpe a ponta de tratamento enxaguando-a em água corrente. Se o anel de esfoliação estiver sujo, demolhe a ponta em água quente com detergente da loiça durante 5 a 10 minutos. Pode utilizar a escova de limpeza para limpar. Assegure-se de que limpa o filtro com a ponta de tratamento voltada ao contrário até eliminar toda a sujidade presente no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma toalha que não largue pêlos ou deixe-a secar ao ar. Verifique se consegue sentir a sucção do aparelho quando a ponta de tratamento é retirada: retire a ponta e, em seguida, ligue o aparelho. Se colocar o seu dedo no orifício, deve conseguir sentir a sucção. Se não sentir a sucção, o aparelho pode estar avariado. Contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente da Philips.
Tenho dificuldade em manter a sucção na minha testa.	Tente formas diferentes de segurar o aparelho para encontrar o ângulo certo da ponta de tratamento sobre a testa para um bom contacto com a pele. Assegure-se de que movimenta o aparelho lentamente sobre a testa. Pode experimentar manter a sua mão parada e movimentar a cabeça.
Não sei quando devo começar a utilizar a ponta de tratamento "normal".	Assim que não verificar efeitos secundários na utilização da ponta de tratamento "sensível", pode experimentar a ponta de tratamento "normal". Tenha em atenção que a primeira vez que utilizar uma nova ponta de tratamento, pode surgir uma reacção da pele diferente. Dê algum tempo à sua pele para se habituar à nova ponta.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em **www.welcome.philips.com/br_pt/**. O que é o VisaCare e como ele pode ajudar a sua pele? A idade, a falta de sono, a tensão emocional ou elementos ambientais podem causar danos à sua pele. Quando você começa a notar os primeiros sinais de envelhecimento em sua pele e que ela não parece se recuperar mais tão rapidamente, isso significa que sua pele exige cuidado e atenção extra. Essa é a razão pela qual nós desenvolvemos o VisaCare, nossa nova abordagem para tratar os primeiros sinais de envelhecimento e proporcionar uma pele jovem agora e no futuro. Dependendo da sua pele, você pode experimentar efeitos imediatos, como uma pele mais lisa e revitalizada depois de um tratamento ou poucos tratamentos. Os efeitos, como a firmeza na pele e um tom mais regular, podem ser esperados em 4 a 6 semanas. Você pode usar o VisaCare no conforto de casa para desfrutar de uma pele mais lisa, firme e revitalizada. O VisaCare vem com um sistema de dupla ação que esfolia e massageia ao mesmo tempo. Esse sistema é mais eficaz e controla a esfoliação da pele apenas com suas mãos. Projetado para melhorar a sua rotina atual, use o VisaCare após limpar sua pele e antes de aplicar uma máscara nutritiva ou um creme para o dia ou para a noite. Após o tratamento, sua pele está preparada para absorver melhor a máscara ou o creme. Pronta para começar? Use o VisaCare em casa duas vezes por semana para desfrutar de resultados reais e visíveis.

Como a tecnologia Philips de microdermoabrasão funciona

O Philips VisaCare oferece o sistema DualAction Air Lift & Exfoliation, que massageia e esfolia ao mesmo tempo. Isso estimula o processo de renovação da pele para que ela fique mais firme, lisa e visivelmente radiante.

- 1 A ponta esfoliante renova e revela a pele, que fica mais suave e com textura mais fina e firme pela estimulação do processo de renovação celular natural. Ela retira suavemente a aspereza e a descamação para deixar a pele mais fina e prepará-la para absorver melhor o seu creme favorito após o tratamento.
- 2 O Air Lift System™ cria uma massagem suave e estimulante que ativa a circulação sanguínea enquanto retira as células mortas da pele e permite a renovação das células.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Filtro
 - 2 Anel de esfoliação
 - 3 Ponta de tratamento de microdermoabrasão
 - 4 Botão liga/desliga
 - 5 Luz de carregamento e indicação de nível de bateria baixo
 - 6 Cabo
 - 7 Saída de ar
 - 8 Suporte para carregamento
 - 9 Ponta "normal" para tratamento regular
 - 10 Ponta "sensível" para tratamento suave
 - 11 Adaptador
 - 12 Pequeno plugue
- Estojo (não ilustrado)
Escova de limpeza (não mostrada)

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.
- Não carregue este aparelho em ambientes úmidos ou molhados (por exemplo, perto de uma banheira cheia, com o chuveiro ligado ou perto de uma piscina cheia).

Aviso

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
- Para evitar ferimentos, não use o aparelho ou o adaptador se estiverem danificados ou quebrados.
- Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um modelo original) para evitar situações de risco.
- O adaptador contém um transformador. Não desconecte o aparelho da tomada para substituí-lo, pois isso pode ser perigoso.
- Não use o aparelho se a ponta de tratamento estiver quebrada, arranhada, danificada ou suja. Sempre examine a ponta de tratamento antes do uso. Em caso de dúvida, substitua a ponta de tratamento.
- Não insira material contendo metal na entrada do plugue do aparelho para evitar curto-circuito.
- Este aparelho contém um ímã. Mantenha ímãs longe de pessoas com marca-passos. Pessoas com marca-passos ou outros dispositivos implantados em seus corpos não devem ficar próximos a ímãs. Tais pessoas devem consultar um especialista antes de manusearem ou entrarem em contato com ímãs.

Atenção

- Não use o aparelho para qualquer outro fim além de massagear e retirar suavemente a camada de pele morta superficial para acelerar a renovação normal da pele.
- Não use o aparelho mais que duas vezes por semana, pois isto pode causar irritação da pele.
- Não use o aparelho em combinação com cremes ou procedimentos de peeling químicos ou mecânicos, pois isso pode causar danos ao aparelho e à sua pele.
- Carregue, use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Carregue o aparelho por completo a cada 3 meses pelo menos, para manter a vida útil da bateria.

O VisaCare aumenta a absorção de seus cremes e máscaras faciais. Devido a este aumento na absorção, pode aparecer uma reação negativa na pele. O conselho é não mudar de creme durante as primeiras 2 a 4 semanas de utilização do VisaCare. Ao começar a utilizar um novo creme depois deste período, teste primeiro o creme em uma área pequena. Não continue

utilizando o creme se houver uma reação negativa na pele ao aplicá-lo na pele tratada com VisaCare. Ao começar o tratamento, ou reiniciá-lo depois de suspender o uso por mais de 2 semanas, comece novamente com a ponta sensível. Isto permitirá que sua pele se acostume mais uma vez ao tratamento.

Contraindicações e outros avisos

Este aparelho foi desenvolvido para tratar os primeiros sinais de envelhecimento facial. Como a camada de pele da epiderme se torna mais fina com a idade devido a fatores externos e internos, a pele áspera e os sinais de danos pela exposição à luz tomam-se mais proeminentes. O foco deste aparelho é a pele do rosto (excluindo a área embaixo e acima dos olhos).

Não use o aparelho:

- Se você tem infecções de pele, feridas, erupções, queimaduras, inflamação, eczema, psoríase, rosácea, infecções ativas como herpes ou erupções ativas de acne nas áreas a ser tratadas.
- Se você tem pintas grandes, tatuagens, nevus, maquiagem permanente ou qualquer irritação da pele nas áreas a ser tratadas.
- Se sua pele está se recuperando de um procedimento cosmético, tal como peeling químico, mecânico ou a laser; tratamento fracionário a laser; tratamento de mesoterapia ou qualquer outro tratamento com preenchimento facial nas duas últimas semanas.
- Se você toma algum medicamento que possa afetar a sua pele, tais como esteroides ou medicamento para acne (Accutane, Isotretinoíne ou Roaccutane), consulte seu médico.
- Se você tem verrugas, não tente retirá-las com este aparelho. Ele pode espalhar as verrugas.
- Se você tem cicatrizes, consulte seu médico ou dermatologista antes de começar a usar o aparelho.
- Em combinação com qualquer outro sistema doméstico de cuidados da pele contendo um ingrediente ativo que provoque a escamação da pele.

Dicas gerais


- Depois de cada tratamento, é aconselhável usar protetor solar fator 30 ou superior nas áreas tratadas, por um mínimo de 3 dias.
- Se sua pele tem alguma condição especial (incluindo melanoma, carcinoma basal de célula, queratose actínica, melasma, lúpus eritematoso sistêmico, porfiria, anormalidade de coagulação e anormalidades de colágeno, tais como feridas de queiloide, formação excessiva de cicatriz, histórico de má cicatrização, além de outras), consulte seu médico antes de usar o aparelho.
- Se você planeja desfrutar do sol (por exemplo, férias de verão) recomendamos que você interrompa o tratamento uma semana antes das férias, uma vez que você irá se expor ao sol por longos períodos.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.


Carregamento

Carregamento do aparelho



O aparelho leva aproximadamente 8 horas para ser carregado. Um aparelho completamente carregado funciona sem fio até 30 minutos.


- 1** Verifique se o aparelho está desligado.
- 2** Insira o pequeno plugue na tomada do suporte para carregamento e insira o adaptador na tomada elétrica.



- 3** Coloque o aparelho no suporte para carregamento.



- A luz indicadora de carregamento piscará na cor branca para indicar que o aparelho está sendo carregado.



- Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora de carregamento fica branca continuamente por 30 minutos. Depois de 30 minutos, a luz se apaga.

Nota: Você pode usar o aparelho antes que a bateria esteja completamente carregada. No entanto, seu desempenho e tempo operacional não serão ideais neste caso.

Indicação de bateria fraca

Quando a bateria estiver quase descarregada, a luz indicadora de carregamento pisca em amarelo por 4 segundos durante o uso e depois de ter desligado o aparelho. A bateria ainda contém suficiente energia para um tratamento completo de 5 minutos. Quando a bateria estiver completamente descarregada, o aparelho se desligará automaticamente e a luz de carregamento piscará em amarelo muito rapidamente. É aconselhável carregar o aparelho imediatamente após seu uso.

Preparação para o uso

Verifique se você carregou o aparelho por 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Preparo

Sempre limpe e seque suavemente seu rosto até deixá-lo completamente seco.

Nota: O aparelho destina-se apenas para uso a seco. Não o use com o rosto molhado, no chuveiro ou na banheira.

Dicas de uso

O VisaCare vem com duas pontas de tratamento diferentes:

- Ponta "normal" para tratamento regular.
- Ponta "sensível" para tratamento suave.

Aconselhamos o uso da ponta "sensível" de tratamento durante os primeiros tratamentos para ver a reação da sua pele. Se a pele reagir bem à ponta "Suave", você poderá experimentar a ponta "Normal" de tratamento. Consulte o capítulo "solução de problemas" para ver as informações sobre reações normais e adversas da pele.

Nota: Utilize o código QR na tampa frontal ou clique no link para assistir ao vídeo online e obter instruções sobre a utilização correta do aparelho.

Utilização do aparelho

Nota: Use o aparelho duas vezes por semana. Usar o aparelho com mais frequência pode causar irritação na pele.


- 1** Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.
- 2** Quando usar o aparelho pela primeira vez, teste a ponta de tratamento no seu antebraço antes de usar em seu rosto. Passe o aparelho uma vez e, em seguida, espere por aproximadamente uma hora. Se uma possível reação da pele diminuir, você pode usar a ponta em seu rosto com segurança.

Nota: Sempre verifique a ponta de tratamento antes de usar o aparelho para ver se está danificada. Uma ponta de tratamento danificada arranha sua pele. Se a ponta de tratamento estiver danificada, você deverá substituí-la.

Nota: Não use o aparelho sem a ponta de tratamento, pois isto não trata sua pele e pode causar uma reação indesejável na pele.

- 3** Coloque a ponta de tratamento em seu rosto de modo que você sinta a sucção. Verifique se a ponta de tratamento está tocando completamente a pele na área a ser tratada. No entanto, não pressione a ponta de tratamento sobre a superfície da pele.
- 4** Suavemente, mova a ponta de tratamento em linhas retas. Comece no queixo, e, em seguida, mova em direção às bochechas, testa e nariz. Certifique-se de tratar todas as áreas.

Dica: Use a outra mão para esticar e segurar a pele enquanto movimenta o aparelho longe da sua mão. Isto fará com que seja mais fácil alcançar a sucção adequada, especialmente nas têmporas e nas bochechas. Consulte o mapa facial na parte de trás do manual do usuário para obter instruções detalhadas sobre como mover o aparelho pelo rosto.



Não passe o aparelho sobre pintas grandes, tatuagens, nevos ou maquiagem permanente.

Não trate a pele abaixo e acima dos olhos, pois esta parte é fina e delicada. Ao tratar linhas finas ao lado do olho, coloque um dedo da outra mão no canto da pálpebra e mova o aparelho longe do dedo em direção à têmpora.

Nota: Não mantenha a ponta de tratamento sobre apenas um local ao colocar a ponta na pele.

- 5** Dependendo da condição da sua pele, comece a tratar cada área de 2 a 4 vezes. Quando a pele estiver acostumada ao tratamento, aumente para 4 a 6 passadas ou comece a utilizar a ponta normal de tratamento, comece a tratar cada área com 3 a 4 passadas. Quando a sua pele se acostumar com o tratamento, aumente para 4 a 6 passadas.

- 6** Após tratar todas as áreas, pressione o botão liga/desliga para desligar o aparelho. Um tratamento completo leva aproximadamente 5 minutos.

Dependendo de seu tipo de pele, você pode experimentar uma sensação de calor e formigamento, e sua pele pode ficar levemente vermelha. Este efeito é temporário e deve diminuir dentro de 5 a 10 minutos.

Dica: Em áreas onde é mais difícil entrar em contato total com a pele, tal como na testa, experimente maneiras diferentes de segurar o aparelho. Tente movimentos verticais e horizontais para encontrar a melhor maneira de estabelecer o contato adequado com a pele. Você também pode, em vez disso, segurar sua mão e mover sua cabeça.

Se você suspeitar de danos no aparelho (como depois de uma queda ou batida), examine a ponta de tratamento cuidadosamente.

Substitua a ponta se ela estiver danificada. Não use uma ponta de tratamento danificada, pois isto pode causar arranhões.



Após o tratamento


Depois do tratamento, aplique uma máscara nutritiva, um creme para o dia ou um creme para a noite e use protetor solar quando sair à rua. Não use qualquer outro método de esfoliação mecânica ou química por 3 dias. Não faça eletrólise, limpeza de pele ou depilação até 3 dias após ter usado o aparelho. Você pode aplicar maquiagem imediatamente depois do tratamento.

Limpeza e manutenção


Não mergulhe o aparelho em água. Não use produtos químicos para limpar o aparelho. Nunca use esponjas, agentes abrasivos de limpeza nem líquidos agressivos, tais como combustível ou acetona, para limpar o aparelho.

- 1** Verifique se o aparelho está desligado antes de começar a limpá-lo.





2 Remova a ponta de tratamento do aparelho.



3 Limpe a ponta de tratamento com água corrente quente e detergente. Se o anel de esfoliação estiver sujo, deixe a ponta de molho em água quente com detergente líquido por 5 a 10 minutos. Você pode usar a escova para limpá-lo. Verifique se você limpou o filtro com a ponta de tratamento de cabeça para baixo até enxaguar toda a sujeira no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma toalha sem fiapos ou deixe-a secar ao ar livre.



4 Limpe o cabo com um pano úmido.

5 Coloque a ponta de tratamento de volta no aparelho após secá-la.

6 Limpe o suporte para carregamento com um pano úmido.

Perigo: Sempre mantenha o adaptador e o suporte para carregamento secos. Nunca os lave em água corrente nem os mergulhe na água.

Limpe a ponta de tratamento depois de cada uso por razões higiênicas e para evitar a obstrução do filtro. Use apenas detergente líquido ou uma solução de álcool (máx. 70%) para limpar a ponta de tratamento.

Armazenamento

Guarde o aparelho com a ponta de tratamento encaixada no suporte para carregamento ou no estojo.

Nota: Não guarde a ponta de tratamento molhada no aparelho nem no estojo.

Troca

Uma estrutura abrasiva gasta pode levar à irritação da pele, portanto, a ponta de tratamento deve ser substituída a cada 6 meses ou antes que a estrutura abrasiva fique deformada ou danificada. As pontas de substituição estão disponíveis em nosso site. A ponta de tratamento pode ser identificada pelo código de produto. Você pode procurar este código no interior da ponta de tratamento.

Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse **www.shop.philips.com/service** ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato).

Meio ambiente



- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Garantia e suporte





Caso você precise de informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.


Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Solução
Eu não sei se o aparelho é apropriado para a minha pele.	Leia a seção “Contraindicações e outros avisos” no capítulo “Importante” para verificar se o aparelho é adequado para a sua pele.
O aparelho não recarrega.	Assegure-se de que a tomada a que você liga o aparelho está funcionando. Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem local de alimentação. Verifique se você colocou o aparelho no suporte adequadamente. Se você utiliza uma tomada em um armário do banheiro, pode ter que ligar a luz para ativar a tomada. Se a luz no aparelho não acender e o aparelho não carregar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.
O aparelho não funciona mais.	Carregue o aparelho de acordo com as instruções neste manual do usuário. Verifique se há alguma falha de energia e se a tomada elétrica está funcionando. Verifique se a luz de carregamento no aparelho acende para assegurar-se de que o aparelho está carregando. Assegure-se de ter pressionado o botão liga/desliga adequadamente. Se o aparelho ainda não funciona, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.
O aparelho não funciona quando está carregando.	Isso é uma medida de segurança. O aparelho não funciona quando está carregando. Deixe-o carregar por aproximadamente 1 hora para um tratamento de 5 minutos.
Eu não obtenho os resultados ideais quando uso o aparelho na pele molhada.	Use o aparelho apenas na pele seca. O aparelho só funciona corretamente na pele seca.

Problema	Solução
Minha pele apresenta reações ao tratamento com o aparelho.	Este tratamento pode provocar leve vermelhidão imediatamente após o uso do aparelho. Você pode experimentar uma sensação de calor durante o tratamento. Estes efeitos geralmente desaparecem dentro de alguns minutos e normalmente não são desconfortáveis. É possível que você sinta a pele seca ou descamada e perceba vermelhidão prolongada ou inchaço. Nesse caso, você pode ter pressionado muito o aparelho sobre seu rosto ou tratado a mesma área muitas vezes. Tente exercer menos pressão sobre o aparelho durante o próximo tratamento ou tratar a área menos vezes. Em casos raros, o aparelho pode causar equimoses ou bolhas, arranhões ou mudanças de pigmentação. Quase todas as reações da pele desaparecerão dentro de uma semana, a mudança de pigmentação diminuirá dentro de algumas semanas ou alguns meses. Para evitar possíveis efeitos colaterais, use um creme diurno com fator de proteção solar depois do tratamento. Isto ajuda a evitar queimaduras. O aparelho foi testado e confirmado como seguro quando usado conforme o descrito no manual do usuário. Tratamentos ou produtos e seus possíveis efeitos colaterais podem afetar as pessoas individualmente de maneiras diferentes. Uma vez que sempre existe a possibilidade de que um efeito colateral raro ou previamente desconhecido ocorra devido ao uso deste aparelho ou de qualquer outro produto, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips caso você experimente um efeito colateral que não tenha sido mencionado acima.
É difícil de deslizar o aparelho sobre a pele/ não sinto a sucção/o efeito parece ser menor do que em tratamentos anteriores.	Verifique se o filtro está obstruído. Limpe a ponta de tratamento enxaguando-a com água corrente. Se o anel de esfoliação estiver sujo, lave a ponta com água quente e detergente líquido por 5 a 10 minutos. Você também pode usar a escova de limpeza para limpá-lo. Assegure-se de que limpou o filtro com a ponta de tratamento virada para baixo até remover completamente qualquer sujeira que tenha ficado no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma toalha sem fiapos ou deixe-a secar ao ar. Verifique se você consegue sentir a sucção do aparelho quando a ponta de tratamento é retirada: remova a ponta e, em seguida, ligue o aparelho. Quando você coloca o seu dedo no orifício, você deve sentir a sucção. Caso não sinta a sucção, o aparelho talvez esteja quebrado. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.
Estou tendo dificuldade para manter a sucção sobre a testa.	Tente segurar o aparelho de maneiras diferentes para procurar o ângulo reto da ponta de tratamento com a testa para um contato satisfatório com a pele. Mova o aparelho lentamente sobre a testa. Você também pode tentar segurar sua mão e mover a cabeça.
Eu não sei quando começar a usar a ponta de tratamento "Normal".	Assim que você não experimentar efeitos colaterais após usar a ponta de tratamento "Sensível", você pode tentar a ponta de tratamento "Normal". Tenha em mente que na primeira vez em que você usar uma nova ponta de tratamento, poderá ter uma reação diferente na pele. Dê à sua pele um tempo para que ela se habitue à nova ponta.





ALWAYS THERE TO HELP YOU

Register your product for further support at:
www.philips.com/welcome

SC6240

4222.100.1910.1