



PHILIPS

VisaCare

SC6250







English 6
Deutsch 23
Français 42
Italiano 61
Nederlands 79

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What is VisaCare Prestige and how can it help your skin?

When your skin is young, it renews itself fast, the skin is firm, elastic and bright. With time, the metabolism of the skin slows down. For instance, in the morning, sleep mark recovery slows down – a sign that skin is losing elasticity and volume. Nothing can stop time, but there are ways to maintain your beauty and youthfulness longer.

Everybody knows that exercising regularly keeps your body fit and toned. In much the same way, your skin can become firmer and brighter if you give it a regular stimulating work-out, bringing oxygen and nutrients to skin cells. That is why we have developed VisaCare Prestige: your daily facial workout device to address two major signs of aging – loss of firmness and dull complexion.


You can use VisaCare Prestige in the comfort of your own home to enjoy firmer feeling, brighter looking skin.

Ready to get started? Use VisaCare Prestige at home every day to enjoy real and visible results.


How Philips VisaCare Prestige works

Philips VisaCare Prestige offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. Two tailored tips (Firming and brightening tip) work with different intensities to specifically address the anti-aging needs of your skin:

- Firmer feeling skin: The Firming tip stimulates a deeper level of the skin where collagen is produced. It helps the skin to produce more skin cells and to thicken the epidermis. Use it twice a week.



- Youthful complexion: The brightening tip gently removes the top layer of dead skin cells where melanin accumulates. It stimulates blood circulation for a youthful, rosy glow today and tomorrow. Use it daily.



General description (fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliation ring
 - 3 Brightening tip for daily use
 - 4 Firming tip
 - 5 On/off button
 - 6 Charging light and 'battery low' indication
 - 7 Handle
 - 8 Air outlet
 - 9 Charging stand
 - 10 Small plug
 - 11 Adapter
- Pouch (not shown)
 - Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the device and save it for future reference.

Danger



- Keep the adapter dry.



- Do not charge this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning



- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2600) provided with the appliance.

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the device or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the device in the shower or in the bath.
- Do not use the appliance if the tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the tip before use. When in doubt, replace the tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This device contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.



Caution

- Do not use the device for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- To avoid skin irritation:
 - Do not use the device more than once a day.
 - Do not use the Firming tip more than twice a week.
 - Do not use the Firming tip and Brightening tip on the same day.
- Do not use the device in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the device and your skin.
- Charge, use and store the device at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the device at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare Prestige enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake, a negative skin reaction can occur. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of using VisaCare Prestige. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when you apply it on the skin on which you used VisaCare Prestige. When you start to use the device, or when you restart after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the Brightening tip. This will allow your skin to once again become used to the device.

Contraindications and other warnings

- This device has been developed to address dull and sagging facial skin. The focus of this device is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose or spider veins), sensitive skin, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.

- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this device. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the device.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the areas on which you used the device, for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the device.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip and only use the Brightening tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


Charging

Charging the appliance


Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

Note: Charging normally takes approximately 8 hours. When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.


- 1 Make sure the appliance is switched off.




- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.



- 3 Put the appliance in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.



- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously. After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute session. When the battery is completely empty, the device switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly.

Preparing for use

Always clean your face before you use VisaCare Prestige. Depending on your preference, use the device on a dry or wet face.

Note: The device is intended for use on a dry face or a face moistened with water. Do not use it in combination with a facial mask, (scrub) cream or similar products, as this may clog the device.

Wet use



This device is made to be used on wet skin. You can moisten your skin with some water before use. You can decide for yourself whether you prefer to use the device on wet or dry skin, both types of usage make your skin feel firmer, but the tip glides over wet skin more easily for a more pleasant and gentle experience.

The device can only be used on a clean skin. Make sure you rinse your face thoroughly after using foam, cleansers or other skincare products for optimal performance and a longer lifetime.

Tip: If your skin is dry before the end of the session, apply some more water to your skin to make the tip glide over the skin more easily again.



Warning: Do not use the device in the shower or in the bath.

To make sure your VisaCare Prestige works optimally on wet skin, the device is equipped with a smart system that is activated when a lot of water is inside. As a result the device might produce an intermittent humming sound until the conditions are optimal again to continue usage on wet skin. This is normal and ensures that you can use the device on wet skin. It does not have any impact on your skin or your device.

Water may drip from the socket at the bottom of the device when you use it on a wet face. This is normal and not dangerous.

Using the device


Warning: Always check the tip before use to see if it damaged. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.

Warning: Do not move the device over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.


First time use

Skin test


Before you use the device on your face for the first time, we advise you to test the tip on your inner forearm before you use it on your face.




- 1 Put the Brightening tip on the handle.



- 2 For wet use: apply some water to your inner forearm.



- 3 Press the on/off button to switch on the device.




- 4 Make a pass on your inner forearm and then wait for approximately one hour.

If a possible skin reaction diminishes within one hour, you can safely use the tip on your face.

First use on the face


Note: When you use the device for the first time we advise you to use the Brightening tip and to make just 2 passes. If you don't experience any skin reactions and your skin is used to the device, you can increase the number of passes. Never make more than 4 passes with the Brightening tip and 6 passes with the Firming tip.



- 1 Put the Brightening tip on the handle.



2 For wet use: apply some water to your face.



3 Press the on/off button to switch on the device.




4 Put the tip on your cheek in such a way that you feel the suction.

Make sure there is always full skin contact between the tip and the skin. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.

5 Gently move the tip in a straight line up towards your temple and then wait for approximately one hour.

If a possible skin reaction diminishes within one hour, you can safely use the tip on your whole face (see 'General use').


Selecting the right tip



VisaCare Prestige comes with two different tips:

- **Brightening tip for daily use**
 - 2-4 passes per area
 - Gentle exfoliation and massage
 - Mild/gentle airlift

The brightening tip gently removes top layer of dead skin cells where melanin accumulates. It stimulates blood circulation for youthful, rosy glow.



- **Firming tip for more intense use twice a week**
 - maximum usage: 2 times a week
 - 4-6 passes per area (start with 2-4 passes)
 - more intense exfoliation and massage
 - stronger airlift

Use the Firming tip to stimulate a deeper level of the skin where collagen is produced. It helps the skin to produce more skin cells and thicken the epidermis, for bouncy and elastic skin.

We advise you to use the brightening tip during the first session to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the Brightening tip, you can try the Firming tip.

Tip: For optimal results you can use the Firming tip twice a week and the Brightening tip on all other days. So this means you use the Brightening tip every day except the days on which you use the Firming tip. See the example weekly schedule below:

Day	Tip used
Monday	 Brightening tip
Tuesday	 Brightening tip
Wednesday	 Firming tip
Thursday	 Brightening tip
Friday	 Brightening tip
Saturday	 Brightening tip
Sunday	 Firming tip

Warning: Never use both tips on the same day, because this may cause skin irritation. After you have used one of the tips, wait until the next day before you use the other tip.


Warning: Do not use the Firming tip one week before you are going to be exposed to extensive sunlight (for example if you go on a sunny holiday). When summer starts, we advise to use only the Brightening tip for a while.

General use

Note: For a maximum effect, use the appliance every day. Do not use the appliance more often, as this may cause skin irritation.

Warning: If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), check the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.

Tip: We recommend using the appliance in the evening to avoid possible skin reactions from being visible during the day. Mild redness and a warm tingling sensation are normal and should disappear within 1 hour.




- 1 Put the preferred tip on the appliance.

Note: Do not use the appliance without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.



- 2 For wet use: apply some water to your skin.




- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.



- 4 Put the tip on your chin in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full contact between the tip and the skin. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.
- 5 Gently move the tip in straight lines. See the first illustration of how to use the appliance on facial zones on the fold-out page at the back of this manual.

Note: Do not keep the tip on the same spot when you have placed it on the skin.



Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

- 6 Start using the appliance on the chin, and then move to the cheeks, forehead, nose and temples. Make sure you pass the device over all areas. Check the illustration of facial zones at the back of this manual.

Warning: Do not use the appliance on the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you use the appliance on the fine lines on the side of the eyes, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from the finger.

- 7 Depending on the type of tip and the condition of your skin, pass the appliance over each area a number of times:

- First use: pass the daily tip over each area 1 or 2 times.
 - After several uses: pass the daily tip over each area 3 to 4 times, or pass the normal tip over each area 2 times.
 - For optimal results: pass the daily tip over each area 4 times or pass the normal tip over each area 6 times.
- 8** When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete session normally does not take more than 5 minutes.
- 9** During and after the session, you will experience the stimulating massaging action of the Air Lift System™, which stimulates the blood circulation.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Explore vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

After treatment

After the session, apply a nourishing mask, moisturizer, day cream or night cream. After each session, apply a sunscreen with a sun protection factor (SPF) of 30 or higher on the treated areas for a minimum of 3 days.

Warning: take into account the following actions for the next 3 days after you have used the device:

- Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation.
- Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories.


You can apply make-up immediately after you have used the device.

Cleaning and maintenance


Warning: Do not immerse the appliance in water.

Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the handle or tips.

Note: Clean the tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the tip.



1 Switch off the device.



2 Remove the tip from the appliance.



3 Clean the tip under the tap with hot water (max. 70°C) and some washing-up liquid.

Tip: You can use the cleaning brush to clean the tip.

Tip: If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid or in alcohol solution for 5-10 minutes.

Note: Clean the filter of the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter.

4 Dry the tip with a lint-free towel or leave it to air dry. Place it back onto the handle when it is dry.


5 Clean the handle under the tap (max. 40°C).

Note: Only use water to clean the handle.

6 Dry the handle with a dry cloth.

7 Clean the charging stand with a moist cloth.

Danger: Keep the adapter and the charging stand dry. Never immerse them in water or rinse them under the tap.



Storage

Store the appliance with the tip attached in the charging stand or pouch.

Tip: Leave the tip you use most often on the device, and store the other tip in the pouch to help you stick to your usage plan.

Note: Do not store a wet tip on the device or in the pouch.

Note: It is harmless to store a slightly wet handle on the charging stand.

Replacement

For optimal results, it is recommended to replace the Firming tip (SC6891, with the text "2x/week" inside the tip) every six months and Brightening tip (SC6895, with the text "Daily" on the tip) every two months (or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged). Replacement tips are available on our website.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).




- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.



- 1 Remove the back and front panel of the appliance with a screwdriver and take out the inner housing of the appliance.



- 2 Remove the clips from the inner body using a screwdriver.
- 3 Remove the electronics from the inner housing (1) and detach the rechargeable battery (2).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the device is suitable for use on my skin.	Please check if the device is suitable for your skin (see 'Contraindications and other warnings').
The device does not charge.	Make sure the socket to which you connect the device is live. Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the device in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the device still does not light up or if the device still does not charge, contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The device does not work anymore.	Charge the device according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the device lights up to make sure the device is charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the device still does not work, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The device does not work when it is charging.	This is a safety measure. The device is not intended to work when it is charging. Let the device charge approximately 1 hour for a 5-minute session.
My skin is reacting to usage of the device.	Using this device may lead to mild redness directly after use. You may experience a warm, tingling sensation during use. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the device too hard on your face or have passed it over the same area too many times. Try to exert less pressure onto the device during the next session or pass the device over the area fewer times. In rare cases the device may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The device has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this device or any other product, please contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above.
It is difficult to slide the device over my skin/I do not feel the suction/the effect seems to be less than after previous sessions.	Check if the filter is clogged. Clean the tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the device when the tip is taken off: you remove the tip and then switch on the device. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the device might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Center in your country.
I have trouble maintaining the suction on my forehead.	Try different ways of holding the device in order to find the right angle of the tip with the forehead for proper skin contact. Make sure to move the device slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.
I do not know when to start using the Firming tip.	As soon as you do not experience side effects from using the Brightening tip, you may try the Firming tip. Please note that the first time you use a new treatment tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.
Can I combine the use of VisaCare Prestige with sunbathing?	If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun. You may continue to use the Brightening tip. After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.

22 English

Problem	Solution
My skin is still sensitive from the last session. Can I already start with a new session?	If your last use was already 2 days or longer ago, you can use the VisaCare Prestige again. You may want to be careful with the number of passes. Do not make overlapping passes.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Was ist VisaCare Prestige und was kann das Gerät für Ihre Haut tun?

Wenn Ihre Haut jung ist, erneuert sie sich schnell und sie ist fest, elastisch und hell. Im Lauf der Zeit verlangsamt sich der Metabolismus der Haut. Beispielsweise verlangsamt sich die Erholung von Schlafanzeichen am Morgen – ein Hinweis darauf, dass die Haut an Elastizität und Volumen verliert. Die Zeit kann nichts aufhalten, aber Sie können Ihre Schönheit und Jugend länger bewahren.


Regelmäßige Bewegung hält den Körper fit und in Form. Ebenso kann Ihre Haut durch stimulierendes Training straffer und strahlender werden, weil dadurch Sauerstoff und Nährstoffe in die Hautzellen gelangen. Deshalb haben wir VisaCare Prestige entwickelt: Ihr Gerät zur täglichen Gesichtsstimulation für die beiden Hauptzeichen des Alterns – nachlassende Straffheit und müden Teint.

Sie können VisaCare Prestige bei sich zu Hause verwenden, damit sich Ihre Haut straffer anfühlt und strahlender aussieht.


Kann es losgehen? Verwenden Sie VisaCare Prestige täglich zu Hause, um echte und sichtbare Ergebnisse zu erzielen.

So funktioniert Philips VisaCare Prestige

Philips VisaCare Prestige bietet ein DualAction Air Lift- und Peeling-System, das Ihre Haut gleichzeitig massiert und peelt. Zwei spezielle Aufsätze (festigend und aufhellend) arbeiten mit unterschiedlicher Intensität, sodass die Alterung Ihrer Haut effektiv aufgehalten wird:



- **Festere Haut:** Der festigende Aufsatz regt eine tiefere Ebene der Haut an, wo Kollagen produziert wird. Er hilft der Haut dabei, weitere Hautzellen herzustellen und die Epidermis zu verstärken. Verwenden Sie ihn zwei Mal in der Woche.



- **Jugendlicher Teint:** Der aufhellende Aufsatz entfernt sanft die obere Schicht toter Hautzellen, wo sich Melanin ansammelt. Er regt die Durchblutung an und sorgt so für ein jugendliches, rosiges Leuchten heute und morgen. Wenden Sie ihn täglich an.

Übersicht (Abb.1)

- 1 Filter
- 2 Peeling-Ring
- 3 Aufhellender Aufsatz für den täglichen Gebrauch
- 4 Festigender Aufsatz
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Ladeanzeige und Anzeige für "Akku fast leer"
- 7 Griff
- 8 Luftauslass
- 9 Ladegerät
- 10 Gerätestecker
- 11 Ladegerät
 - Tasche (nicht abgebildet)
 - Reinigungsbürste (nicht abgebildet)

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr



- Halten Sie das Netzteil trocken.



- Laden Sie dieses Gerät nicht in nasser Umgebung (z. B. in der Nähe einer gefüllten Badewanne, einer laufenden Dusche oder eines gefüllten Swimming Pools).

Warnhinweis



- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil (SSW-2600), um den Akku aufzuladen.

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie Gerät und Adapter nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter der Dusche oder in der Badewanne.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Aufsatz zerbrochen, gesprungen, beschädigt oder verschmutzt ist. Überprüfen Sie die Spitze vor dem Gebrauch. Ersetzen Sie die Spitzen im Zweifelsfall.
- Stecken Sie zur Vermeidung eines Kurzschlusses kein metallhaltiges Material in die Buchse für den kleinen Gerätestecker.



- Dieses Gerät verfügt über einen Magneten. Halten Sie Magneten fern von Herzschrittmachern. Personen mit Herzschrittmachern oder anderen Geräten, die in den Körper implantiert werden, sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe von Magneten aufhalten. Wenden Sie sich an einen Fachmann, bevor diese Personen in Kontakt mit Magneten kommen oder mit diesen umgehen.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als das Massieren und sanfte Entfernen der toten, oberen Hautschicht, um die normale Hauterneuerung zu beschleunigen.
- Vermeiden von Hautreizungen:
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr als einmal pro Tag.
 - Verwenden Sie den festigenden Aufsatz nicht mehr als zweimal pro Woche.
 - Verwenden Sie den festigenden und den aufhellenden Aufsatz nicht am selben Tag.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit (Scheuer-)Cremes, chemischen oder mechanischen Peelings. Dies kann Ihre Haut oder das Gerät beschädigen.
- Laden, benutzen und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C.
- Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

- VisaCare Prestige sorgt für eine bessere Aufnahme von Cremes und Gesichtsmasken. Aufgrund dieser verbesserten Aufnahmefähigkeit können negative Hautreaktionen auftreten. Es wird empfohlen, Cremes während der ersten zwei bis vier Wochen des Gebrauchs von VisaCare Prestige nicht zu wechseln. Wenn Sie nach dieser Zeit eine neue Creme verwenden, testen Sie diese Creme zuerst in einem kleinen Bereich. Verwenden Sie diese Creme nicht mehr, wenn beim Auftragen der Creme nach dem Gebrauch mit VisaCare Prestige negative Hautreaktionen auftreten. Beginnen Sie die Verwendung oder eine erneute Verwendung nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Wochen mit dem aufhellenden Aufsatz. Auf diese Weise kann sich Ihre Haut wieder an das Gerät gewöhnen.

Wichtige Hinweise und andere Warnhinweise

- Dieses Gerät wurde für stumpfe und schlaffe Gesichtshaut entwickelt. Das Gerät ist in erster Linie für Gesichtshaut vorgesehen (mit Ausnahme des Bereichs unter und über den Augen).

Verwenden Sie dieses Gerät nicht:

- Wenn Sie Hautinfektionen, offene Wunden, Ausschläge, Brandwunden, Sonnenbrand, Entzündungen, Ekzeme, Schuppenflechte, Rosazea, Teleangiektasie (Couperose oder Besenreiser), empfindliche Haut, aktive Infektionen wie Herpes oder aktive Akneschübe in zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn Sie große Muttermale, Tätowierungen, Feuermale, Permanent Make-up oder andere Hautirritation in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn sich Ihre Haut noch von einer kosmetischen Behandlung, wie z B. chemischen oder mechanischen Peelings, Oberflächen-Laserbehandlungen, fraktionierten Laserbehandlungen, mesotherapeutischen Behandlungen oder anderen Behandlungen mit Hautfüllern, in den letzten zwei Wochen erholt.

- Wenn Sie Medikamente nehmen, die auf Ihre Haut wirken, wie Steroide oder Aknemedikamente (Accutan, Isotretinoin oder Roaccutan) – befragen Sie Ihren Arzt
- Bei Warzen nicht versuchen, diese mit dem Gerät abzutragen. Dadurch können die Warzen ausgebreitet werden.
- Wenn Sie Narben haben, befragen Sie Ihren Arzt oder Hautarzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- In Kombination mit anderen Hautpflegesystemen für den Heimgebrauch, die über aktive Peeling-Inhaltsstoffe verfügen.

Allgemeine Empfehlungen

- Es wird empfohlen, auf die Bereiche, in denen das Gerät verwendet wurde, nach jeder Sitzung mindestens drei Tage lang einen Sonnenschutz (mindestens mit Lichtschutzfaktor 30) aufzutragen.
- Wenn Sie eine signifikante Hauterkrankung haben (zum Beispiel auch Melanome, Basalzellkarzinome, aktinische Keratose, Melasma, systemischer Lupus erythematoses, Porphyrie, Gerinnungsstörungen und Kollagenstörungen wie Wulstnarben, übermäßige Narbenbildung oder eine Vorgeschichte schlecht heilender Verletzungen), befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Sonne zu genießen (z. B. im Sommerurlaub), empfehlen wir, die Verwendung des festigenden Aufsatzes eine Woche vor dem Urlaub und solange Sie der Sonne länger ausgesetzt sind, abzubrechen und nur den aufhellenden Aufsatz zu verwenden.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften hinsichtlich möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.


Aufladen

Gerät laden


Hinweis: Sie können das Gerät verwenden, bevor der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Leistung und die Betriebszeit sind in diesem Fall jedoch nicht optimal.

Hinweis: Der Ladevorgang dauert normalerweise ca. 8 Stunden. Mit dem voll aufgeladenen Gerät können Sie bis zu 30 Minuten kabellos arbeiten.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Führen Sie den kleinen Gerätestecker in die Buchse in der Ladestation, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.




- 3 Stellen Sie das Gerät in die Ladestation.



- Die Ladeanzeige blinkt weiß und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.



- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige ununterbrochen weiß. Nach etwa 30 Minuten erlischt die Ladeanzeige, um Energie zu sparen.



Anzeige "Akku fast leer"

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Ladeanzeige während des Gebrauchs und nach dem Ausschalten des Geräts vier Sekunden lang gelb. Der Akku reicht dann noch für eine vollständige 5-minütige Sitzung. Wenn der Akku vollständig leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus, und die Ladeanzeige blinkt sehr schnell gelb.

Für den Gebrauch vorbereiten

Waschen Sie immer Ihr Gesicht, bevor Sie VisaCare Prestige verwenden. Sie können das Gerät nach Ihrer Vorliebe auf einem trockenen oder feuchten Gesicht verwenden.

Hinweis: Das Gerät ist für den Gebrauch auf einem trockenen oder mit Wasser angefeuchteten Gesicht vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in Verbindung mit einer Gesichtsmaske, (Peeling-)Creme oder ähnlichen Produkten, da das Gerät sonst verstopfen kann.

Nassgebrauch



Dieses Gerät wurde für den Gebrauch auf feuchter Haut entwickelt. Sie können Ihre Haut vor der Anwendung mit etwas Wasser anfeuchten. Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Gerät auf feuchter oder trockener Haut verwenden möchten. Beide Arten des Gebrauchs sorgen für ein festeres Hautgefühl, der Aufsatz gleitet jedoch auf feuchter Haut einfacher, sodass Sie einen angenehmeren und sanfteren Eindruck haben.

Dieses Gerät kann nur auf sauberer Haut verwendet werden. Achten Sie darauf, Ihr Gesicht nach der Verwendung von Schaum, Reinigungs- oder anderen Hautpflegemitteln sorgfältig abzuspuhlen, um eine optimale Leistung und eine längere Produktlebensdauer zu erreichen.

Tipp: Wenn Ihre Haut vor dem Ende der Sitzung wieder trocken ist, geben Sie wieder etwas Wasser auf die Haut, damit der Aufsatz einfacher gleitet.



Vorsicht: Benutzen Sie das Gerät nicht unter der Dusche oder in der Badewanne.

Um sicherzustellen, dass Ihr VisaCare Prestige optimal auf feuchter Haut funktioniert, ist das Gerät mit einem intelligenten System ausgestattet, das aktiviert wird, wenn sich viel Wasser im Inneren befindet. Daher kann aus dem Gerät zwischenzeitlich ein Summgeräusch ertönen, bis die Bedingungen wieder für einen fortgesetzten Gebrauch auf feuchter Haut optimal sind. Dies ist normal und stellt sicher, dass Sie das Gerät auf feuchter Haut verwenden können. Es hat keine Auswirkungen auf Ihre Haut oder das Gerät.

Beim Gebrauch auf einem feuchten Gesicht tropft möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Gerät. Dies ist normal und nicht gefährlich.

Verwenden des Geräts

Vorsicht: Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob der Aufsatz beschädigt ist. Ersetzen Sie den Aufsatz, wenn er beschädigt ist. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie keinen defekten Aufsatz verwenden.


Vorsicht: Bewegen Sie das Gerät nicht über große Muttermale, Tätowierungen, Feuermale oder Permanent Make-up.

Erstmalige Verwendung


Hauttest

Bevor Sie das Gerät erstmalig in Ihrem Gesicht verwenden, empfehlen wir den Aufsatz zuerst auf der Innenseite Ihres Unterarms zu testen.


- 1 Setzen Sie den aufhellenden Aufsatz auf das Handstück.




- 2 Für den Nassgebrauch: Feuchten Sie die Innenseite Ihres Unterarms an.



- 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.






- 4** Führen Sie einen Durchgang auf der Innenseite Ihres Unterarms durch und warten Sie dann ca. eine Stunde.

Wenn eine mögliche Hautreaktion innerhalb einer Stunde zurückgeht, können Sie den Aufsatz gefahrlos in Ihrem Gesicht verwenden.

Erster Gebrauch im Gesicht

Hinweis: Wenn Sie das Gerät erstmalig verwenden, empfehlen wir, den aufhellenden Aufsatz zu verwenden und lediglich zwei Durchgänge durchzuführen. Wenn keine Hautreaktionen auftreten und Ihre Haut an das Gerät gewöhnt ist, können Sie die Anzahl der Durchgänge erhöhen. Führen Sie nie mehr als vier Durchgänge mit aufhellenden Aufsatz und nie mehr als sechs Durchgänge mit dem festigenden Aufsatz durch.


- 1** Setzen Sie den aufhellenden Aufsatz auf das Handstück.



- 2** Für den Nassgebrauch: Feuchten Sie Ihr Gesicht an.



- 3** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.



- 4** Setzen Sie den Aufsatz auf Ihrer Wange so an, dass Sie das Ansaugen spüren.


Achten Sie darauf, dass voller Kontakt zwischen dem Aufsatz und der Haut besteht. Drücken Sie das Gerät jedoch nicht fest auf die Hautoberfläche.

- 5** Bewegen Sie den Aufsatz sanft in einer gerade Bewegung auf Ihre Schläfe zu und warten Sie dann ca. eine Stunde.

Wenn eine mögliche Hautreaktion innerhalb einer Stunde zurückgeht, können Sie den Aufsatz gefahrlos im gesamten Gesicht (siehe 'Allgemeine Verwendung') verwenden.



Wahl des richtigen Aufsatzes




Im Lieferumfang von VisaCare Prestige befinden sich zwei verschiedene Aufsätze:

- **Aufhellender Aufsatz für den täglichen Gebrauch**

- 2 bis 4 Durchgänge pro Bereich
- Sanftes Peeling und Massage
- Mildes/sanftes Air-Lifting

Der aufhellende Aufsatz entfernt sanft die obere Schicht toter Hautzellen, wo sich Melanin ansammelt. Er regt die Durchblutung an und sorgt so für ein jugendliches, rosiges Leuchten.



- **Festigender Aufsatz für intensiver Anwendung, zweimal pro Woche zu verwenden**

- Maximale Nutzung: 2 Mal pro Woche
- 4–6 Durchgänge pro Bereich (beginnen Sie mit 2 bis 4 Durchgängen)
- Intensiveres Peeling und Massage
- Stärkeres Air-Lifting

Der festigende Aufsatz dient zur Anregung einer tieferen Schicht der Haut an, wo Kollagen produziert wird. Er hilft der Haut, weitere Hautzellen herzustellen und die Epidermis zu stärken, sodass die Haut an Spannkraft und Elastizität gewinnt.

Wir empfehlen Ihnen, den "aufhellenden" Aufsatz während der ersten Sitzung zu verwenden, um zu sehen, wie Ihre Haut reagiert. Wenn die Haut gut auf den "aufhellenden" Aufsatz reagiert, können Sie versuchen, den "festigenden" Aufsatz zu verwenden.

Tipp: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, können Sie den festigenden Aufsatz zweimal pro Woche und den aufhellenden Aufsatz an allen anderen Tagen verwenden. So bedeutet dies, dass Sie die den aufhellenden Aufsatz jeden Tag verwenden, mit Ausnahme der Tage, an denen Sie den festigenden Aufsatz verwenden. Siehe nachstehendes Beispiel für einen wöchentlichen Zeitplan:

Tag	Verwendeter Aufsatz
Montag	 Aufhellender Aufsatz
Dienstag	 Aufhellender Aufsatz
Mittwoch	 Festigender Aufsatz
Donnerstag	 Aufhellender Aufsatz
Freitag	 Aufhellender Aufsatz
Samstag	 Aufhellender Aufsatz
Sonntag	 Festigender Aufsatz

Vorsicht: Verwenden niemals beide Aufsätze am gleichen Tag, da dies zu Hautirritationen führen kann. Warten Sie nach der

Verwendung eines der Aufsätze bis zum nächsten Tag, bevor Sie den anderen Aufsatz verwenden.


Vorsicht: Wenn Sie beabsichtigen, sich starker Sonnenstrahlung auszusetzen (zum Beispiel bei einem Urlaub in ein sonniges Gebiet), wenden Sie den festigenden Aufsatz eine Woche zuvor nicht mehr an. Wenn Sommer beginnt, empfehlen wir, eine Zeitlang nur den aufhellenden Aufsatz zu verwenden.

Allgemeine Verwendung

Hinweis: Verwenden Sie für eine maximale Wirkung das Gerät jeden Tag. Häufigere Verwendung des Geräts kann zu Hautirritationen führen.

Vorsicht: Wenn Sie einen Schaden am Gerät vermuten (z. B. wenn es herunter gefallen ist oder gestoßen wurde), überprüfen Sie den Aufsatz vorsichtig. Ersetzen Sie den Aufsatz, wenn er beschädigt ist. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie keinen defekten Aufsatz verwenden.

Tipp: Wir empfehlen das Gerät am Abend zu verwenden, um mögliche sichtbare Hautreizungen während des Tages zu vermeiden. Leichte Rötung der Haut und ein warmes und kribbelndes Gefühl sind normal und sollten innerhalb von einer Stunde verschwinden.




- 1 Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät.

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Aufsatz, da dies keine Vorteile für Ihre Haut bringt und zu unerwünschten Hautreaktionen führen kann.



- 2 Für den Nassgebrauch: Feuchten Sie Ihre Haut an.



- 3** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.



- 4** Setzen Sie den Aufsatz auf dem Kinn so an, dass Sie das Ansaugen spüren. Achten Sie darauf, dass ständig voller Kontakt zwischen dem Aufsatz und der Haut besteht. Drücken Sie das Gerät jedoch nicht fest auf die Hautoberfläche.
- 5** Bewegen Sie den Aufsatz sanft in geraden Linien. Hinweise zur Verwendung des Geräts auf verschiedenen Gesichtspartien finden Sie in der ersten Abbildung der Aufklappseite am Ende dieser Anleitung.

Hinweis: Halten Sie den Aufsatz nicht an derselben Stelle, wenn Sie ihn auf die Haut gesetzt haben.

Tipp: Straffen und halten Sie die Haut mit der anderen Hand und führen Sie das Gerät von Ihrer Hand weg. So ist es leichter, die richtige Saugwirkung zu erhalten, besonders auf den Schläfen und Wangen.



- 6** Beginnen Sie mit der Verwendung des Geräts am Kinn, und fahren Sie dann mit Wangen, Nase, Stirn und Schläfen fort. Achten Sie darauf, das Gerät über alle Bereiche zu führen. Nähere Informationen finden Sie in der Abbildung der Gesichtspartien am Ende dieser Anleitung.

Vorsicht: Verwenden Sie das Gerät nicht auf die Haut unterhalb und oberhalb der Augen, da diese dünn und empfindlich ist. Wenn Sie das Gerät auf den feinen Linien neben den Augen verwenden, bedecken Sie das Augenlid mit einem Finger der anderen Hand, und bewegen Sie das Gerät vom Finger weg.

- 7** Je nach Art des Aufsatzes und Zustand Ihrer Haut führen Sie das Gerät mehrmals über jeden Bereich:
- Erste Anwendung: Führen Sie den Aufsatz für täglichen Gebrauch 1 oder 2 Mal über jeden Bereich.
 - Nach mehreren Anwendungen: Führen Sie den Aufsatz für täglichen Gebrauch 3 bis 4 Mal oder den normalen Aufsatz 2 Mal über jeden Bereich.
 - Für optimale Ergebnisse: Führen Sie den Aufsatz für täglichen Gebrauch 4 Mal oder den normalen Aufsatz 6 Mal über jeden Bereich.
- 8** Wenn Sie alle Bereiche behandelt haben, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Eine vollständige Sitzung dauert normalerweise nicht länger als 5 Minuten.
- 9** Während und nach der Sitzung erleben Sie die anregende Massagewirkung von durch das Air Lift System™, das die Durchblutung angeregt.

Tipp: In Bereichen, in denen es schwieriger ist, vollen Hautkontakt herzustellen, wie z. B. auf der Stirn, versuchen Sie, das Gerät anders zu halten. Versuchen Sie es mit vertikalen und horizontalen Bewegungen,

um den besten Weg zu finden, den richtigen Kontakt zur Haut herzustellen. Sie können Ihre Hand auch ruhig halten und stattdessen den Kopf bewegen.

Nach der Behandlung

Wenden Sie nach der Sitzung eine Pflegemaske, Feuchtigkeitscreme oder Nachtcreme an. Tragen Sie nach jeder Sitzung mindestens drei Tage lang auf die behandelten Bereiche einen Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher auf.

Vorsicht: Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte für die nächsten drei Tage nach dem Gebrauch des Geräts:

- Verwenden Sie keine andere mechanische oder chemische Peeling-Methode.
- Unterziehen Sie sich keiner elektrolytischen Haarentfernung oder Enthaarung mit Wachs und wenden Sie keine Haarentfernungsmittel an.


Sie können unverzüglich nach dem Gebrauch des Geräts Make-up auftragen.

Reinigung und Wartung


Vorsicht: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Warnhinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Handstücks oder der Aufsätze keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.


Hinweis: Reinigen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch aus hygienischen Gründen und um ein Verstopfen des Filters zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen des Aufsatzes ausschließlich Spülmittel oder Alkohollösungen (max. 70 %).



- 1 Schalten Sie das Gerät aus.



- 2** Nehmen Sie den Aufsatz vom Gerät ab.



- 3** Reinigen Sie den Aufsatz unter fließendem heißem Wasser (max. 70 °C) mit etwas Spülmittel.

Tipp: Sie können den Aufsatz mit der Reinigungsbürste reinigen.

Tipp: Wenn der Peeling-Ring verschmutzt ist, weichen Sie den Aufsatz für 5 bis 10 Minuten in heißem Wasser mit Spülmittel oder in Alkohollösung ein.

Hinweis: Reinigen Sie den Filter des Aufsatzes mit der Oberseite nach unten gerichtet, um im Filter verbleibenden Schmutz abzuspielen.

- 4** Trocknen Sie den Aufsatz mit einem fusselfreien Handtuch ab oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Setzen Sie ihn nach dem Trocknen wieder auf dem Handstück auf.


- 5** Reinigen Sie das Handstück unter fließendem Wasser (max. 40 °C).

Hinweis: Reinigen Sie das Handstück ausschließlich mit Wasser.

- 6** Trocknen Sie das Handstück mit einem trockenen Tuch ab.

- 7** Reinigen Sie die Ladestation mit einem feuchten Tuch.

Gefahr: Halten Sie den Adapter und die Ladestation trocken. Tauchen Sie diese Teile niemals in Wasser, und spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.



Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät mit aufgestecktem Aufsatz in der Ladestation oder der Tasche auf.

Tipp: Belassen Sie den Aufsatz, den Sie am häufigsten verwenden, im Gerät und bewahren Sie den anderen Aufsatz im Beutel auf. So können Sie Ihrem Nutzungsplan am einfachsten folgen.

Hinweis: Bewahren Sie einen nassen Aufsatz nicht auf dem Gerät oder in der Tasche auf.

Hinweis: Ein etwas feuchtes Handstück kann problemlos in der Ladestation aufbewahrt werden.

Austausch

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den festigenden Aufsatz (SC6891, Text „2x/week“ auf der Innenseite) alle sechs Monate und den aufhellenden Aufsatz (SC6895, Text „Daily“) alle zwei Monate auszuwechseln (oder früher, wenn die Schleifstruktur verformt oder beschädigt ist). Ersatzaufsätze sind auf unserer Website erhältlich.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.shop.philips.com/service**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).




- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Bitte geben Sie das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center ab, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
 - 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
 - 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **<https://www.stiftung-ear.de/>**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.


Entfernen des Akkus

Bauen Sie die Akkus nur zur Entsorgung des Geräts aus. Bevor Sie die Akkus entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt ist und dass die Akkus vollständig entleert sind.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.



- 1 Bauen Sie die hintere und vordere Geräteabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers aus, und nehmen Sie das Innengehäuse aus dem Gerät heraus.



- 2 Entfernen Sie die Klammern aus dem inneren Rahmen mit einem Schraubendreher.
- 3 Entfernen Sie die Elektronik vom Innengehäuse (1), und nehmen Sie den Akku heraus (2).

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme beschrieben, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Ich weiß nicht, ob sich das Gerät für meine Haut eignet.	Überprüfen Sie, ob das Gerät für Ihre Haut geeignet (siehe 'Wichtige Hinweise und andere Warnhinweise') ist.
Das Gerät lädt nicht.	Achten Sie darauf, dass die Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen, Spannung führt. Überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Überprüfen Sie, ob Sie das Gerät ordnungsgemäß in die Ladestation eingesetzt haben. Steckdosen in einem Badezimmerschrank funktionieren möglicherweise nur, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist. Wenn die Ladeanzeige am Gerät immer noch nicht leuchtet oder das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land.
Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Laden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt und ob die Steckdose Strom führt. Überprüfen Sie, ob die Ladeanzeige aufleuchtet, um sicherzustellen, dass das Gerät geladen wird. Achten Sie darauf, den Ein-/Ausschalter richtig zu drücken. Wenn das Gerät nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land.
Das Gerät funktioniert nicht, wenn es aufgeladen wird.	Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Das Gerät funktioniert absichtlich nicht, während es aufgeladen wird. Lassen Sie das Gerät für ca. 1 Stunde aufladen, um eine 5-minütige Sitzung durchzuführen.
Meine Haut zeigt nach dem Gebrauch des Geräts Reaktionen.	Der Gebrauch dieses Geräts kann zu leichter Rötung der Haut direkt nach der Behandlung führen. Während des Gebrauchs kann möglicherweise ein warmes oder kribbelndes Gefühl auftreten. Dieses Gefühl verschwindet gewöhnlich nach einigen Minuten und wird im Allgemeinen als angenehm empfunden. Die Haut kann sich trocken und schuppig anfühlen oder für längere Zeit rot und angeschwollen sein. In diesem Fall haben Sie das Gerät möglicherweise zu fest auf Ihr Gesicht gedrückt oder es zu häufig an derselben Stelle angewendet. Versuchen Sie, beim nächsten Gebrauch weniger Druck anzuwenden, oder verwenden Sie das Gerät weniger an der betroffenen Stelle. In seltenen Fällen kann das Gerät Prellungen, Blasen, Kratzer oder Pigmentierungsveränderungen verursachen. Fast alle Hautreaktionen verschwinden innerhalb einer Woche, Pigmentierungsveränderungen innerhalb einiger Wochen oder Monate. Um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden, verwenden Sie nach der Behandlung eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor oder eine Sonnencreme. So vermeiden Sie Sonnenbrand. Das Gerät wurde geprüft und als sicher eingestuft, wenn es gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wird. Medikamente oder Produkte und ihre möglichen Nebenwirkungen können auf Person unterschiedlich wirken. Da immer die Möglichkeit besteht, dass eine seltene oder zuvor unbekannte Nebenwirkung durch den Gebrauch dieses Geräts oder eines anderen Produkts auftritt, wenden Sie sich an das Philips Consumer Care Center, wenn eine oben nicht genannte Nebenwirkung auftritt.

Problem	Lösung
Es ist schwierig, das Gerät über meine Haut zu führen/ich fühle keine Saugwirkung/die Behandlung erzielt nicht den gleichen Effekt wie bei vorherigen Sitzungen.	Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. Spülen Sie den Aufsatz unter fließendem Wasser ab. Wenn der Peeling-Ring verschmutzt ist, weichen Sie den Aufsatz für 5 bis 10 Minuten in heißem Wasser mit Spülmittel ein. Sie können ihn mit der Reinigungsbürste reinigen. Reinigen Sie den Filter des Aufsatzes stets mit dem Aufsatz nach unten gerichtet, um im Filter verbleibenden Schmutz abzuspielen. Trocknen Sie den Aufsatz mit einem fusselfreien Handtuch ab oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Überprüfen Sie, ob Sie die Saugwirkung des Geräts bei abgenommenem Aufsatz spüren: Nehmen Sie den Aufsatz ab, und schalten Sie das Gerät dann ein. Wenn Sie einen Finger auf das Loch legen, sollten Sie die Saugwirkung spüren. Wenn Sie die Saugwirkung nicht spüren können, ist das Gerät möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land.
Ich habe Schwierigkeiten, das Gerät mit gleichbleibender Saugwirkung auf meiner Stirn zu führen.	Versuchen Sie, das Gerät unterschiedlich zu halten, um den richtigen Anwendungswinkel zu finden, damit der Aufsatz ausreichenden Hautkontakt auf der Stirn hat. Führen Sie das Gerät langsam über Ihre Stirn. Sie können auch versuchen, Ihre Hand stillzuhalten und stattdessen den Kopf zu bewegen.
Ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt ich den festigenden Aufsatz verwenden kann.	Sobald keine Nebenwirkungen beim Gebrauch des aufhellenden Aufsatzes mehr auftreten, können Sie den festigenden Aufsatz verwenden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Haut nach der Verwendung eines neuen Behandlungsaufsatzes anders reagieren kann. Geben Sie Ihrer Haut etwas Zeit, sich an den neuen Aufsatz zu gewöhnen.
Kann ich den Gebrauch von VisaCare Prestige mit Sonnenbaden verbinden?	Wenn Sie beabsichtigen, die Sonne zu genießen (z. B. im Sommerurlaub), empfehlen wir, den Gebrauch des festigenden Aufsatzes eine Woche vor dem Urlaub und solange Sie der Sonne länger ausgesetzt sind, abzubereiten. Sie können den aufhellenden Aufsatz weiterhin verwenden. Es wird empfohlen, auf die behandelten Bereiche nach jedem Gebrauch mindestens drei Tage lang einen Sonnenschutz (mindestens mit Lichtschutzfaktor 30) aufzutragen.
Meine Haut ist von der letzten Sitzung noch empfindlich. Kann ich bereits eine neue Sitzung beginnen?	Wenn der letzte Gebrauch mindestens zwei Tage zurückliegt, können Sie das VisaCare Prestige wieder verwenden. Sie sollten vorsichtig mit der Anzahl der Durchgänge sein. Führen Sie keine Durchgänge mit Überschneidungen durch.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Qu'est-ce que VisaCare Prestige et comment cet appareil peut-il traiter votre peau ?

Lorsqu'on est jeune, la peau se renouvelle rapidement et elle est ferme, élastique et éclatante. Avec l'âge, le métabolisme de la peau ralentit. Par exemple, au réveil, les cernes mettent plus de temps à disparaître ; cela indique que la peau a perdu de son élasticité et de son volume. Il est impossible d'interrompre le vieillissement de la peau, mais il existe des moyens pour préserver sa beauté et sa jeunesse plus longtemps.


Tout le monde sait qu'une pratique régulière de l'exercice physique permet de tonifier et d'entretenir le corps. De la même manière, vous pouvez rendre votre peau plus ferme et plus lumineuse si vous l'entretenez régulièrement, en apportant de l'oxygène et des nutriments aux cellules cutanées. C'est pourquoi nous avons développé VisaCare Prestige, votre appareil d'entretien quotidien du visage pour traiter les deux principaux signes du vieillissement : une perte de fermeté et un teint terne.

VisaCare Prestige permet d'avoir une peau d'apparence plus ferme et plus radieuse tout en restant chez soi !


Prêt à commencer ? Utilisez VisaCare Prestige chez vous, tous les jours, pour des résultats visibles.

Fonctionnement de Philips VisaCare Prestige

Philips VisaCare Prestige est équipé d'un système à double action d'aspiration et d'exfoliation qui masse et exfolie la peau en même temps. Les deux embouts spéciaux (raffermissant et illuminateur) fonctionnent à des intensités différentes pour cibler les besoins de votre peau :



- Une peau plus ferme au toucher : L'embout raffermissant stimule la couche profonde de la peau où le collagène est produit. Il stimule la production de cellules cutanées et épaissit l'épiderme. Il s'utilise deux fois par semaine.



- Un teint éclatant de jeunesse : L'embout illuminateur élimine en douceur les cellules mortes de la couche cutanée supérieure où la mélanine s'accumule. Il stimule la circulation sanguine, ce qui permet de toujours avoir une peau éclatante de jeunesse et rayonnante. Il s'utilise tous les jours.

Description générale (fig. 1)

- 1 Filtre
- 2 Anneau exfoliant
- 3 Embout illuminateur pour une utilisation quotidienne
- 4 Embout raffermissant
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Voyant de charge et indicateur de batterie faible
- 7 Manche
- 8 Sortie d'air
- 9 Socle de charge
- 10 Petite fiche
- 11 Adaptateur
- Trousse (non illustrée)
- Brossette de nettoyage (non illustrée)

Important

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.



- Ne chargez pas cet appareil dans un environnement humide (par ex. près d'une baignoire remplie, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

Avertissement



- Pour charger la batterie, veuillez utiliser uniquement le bloc d'alimentation amovible (SSW-2600) fourni avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés afin d'éviter tout accident.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur afin d'éviter tout accident.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil si l'embout est cassé, fissuré, endommagé ou sale. Vérifiez toujours l'embout avant utilisation. En cas de doute, remplacez-le.
- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise pour la petite fiche afin d'éviter tout risque de court-circuit.



- Cet appareil contient un aimant. Les aimants doivent être tenus éloignés des stimulateurs cardiaques. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif implanté dans le corps ne doivent pas se trouver à proximité d'aimants. Il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant que ces personnes manipulent des aimants ou se trouvent en contact avec ceux-ci.

Attention

- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que le massage de la peau et l'élimination en douceur des cellules mortes de la couche supérieure dans le but d'accélérer le renouvellement normal de la peau.
- Pour prévenir une irritation cutanée :
 - N'utilisez pas l'appareil plus d'une fois par jour.
 - N'utilisez pas l'embout raffermissant plus de deux fois par semaine.
 - N'utilisez pas l'embout raffermissant et l'embout illuminateur le même jour.
- N'utilisez pas l'appareil en combinaison avec des crèmes (exfoliantes) ou des peelings chimiques ou mécaniques car cela pourrait endommager l'appareil et votre peau.
- Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Chargez entièrement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

- VisaCare Prestige améliore l'absorption des crèmes et des masques pour le visage. C'est pour cette raison qu'une mauvaise réaction cutanée peut survenir. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas changer de crème au cours des 2 à 4 premières semaines d'utilisation de VisaCare Prestige. Lorsque vous commencez à utiliser une nouvelle crème après cette période, commencez par la tester sur une petite zone. Cessez d'utiliser cette crème en présence d'une mauvaise réaction cutanée lors de son application sur une peau traitée avec VisaCare Prestige. Lorsque vous commencez à utiliser l'appareil ou que vous recommencez à l'utiliser après une interruption de plus de 2 semaines, utilisez l'embout illuminateur. Cela permettra à votre peau de se réhabituer à l'utilisation de l'appareil.

Contre-indications et autres avertissements

- Cet appareil est conçu pour les peaux ternes et manquant d'élasticité. Il doit être utilisé sur le visage (à l'exception de la zone autour des yeux).

N'utilisez pas cet appareil :

- si vous souffrez d'infections cutanées, de plaies ouvertes, de rougeurs, de brûlures, de coups de soleil, d'inflammations, d'eczéma, de psoriasis, de rosacée, de télangiectasie (couperose ou vaisseaux apparents), d'une peau sensible ou d'infections actives comme de l'herpès ou des éruptions d'acné sur les zones d'utilisation de l'appareil.
- Si vous avez de grands grains de beauté, des tatouages, des taches de vin, du maquillage permanent ou toute autre irritation cutanée sur les zones d'utilisation de l'appareil.
- Si, au cours des deux dernières semaines, votre peau a fait l'objet de soins cosmétiques, tels qu'un peeling chimique ou mécanique, une restructuration au laser, un traitement de laser fractionné ou mésothérapie ou tout autre traitement avec des remplisseurs dermiques.

- Si vous prenez des médicaments qui peuvent avoir des effets sur la peau, comme ceux contenant des stéroïdes ou traitant l'acné (Accutane, isotrétinoïne ou Roaccutane). Consultez votre médecin.
- Si vous avez des verrues, n'essayez pas de les faire disparaître avec cet appareil. Elles pourraient s'étendre.
- Si vous avez des cicatrices, consultez votre médecin ou votre dermatologue avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Si vous utilisez un autre système de soin de la peau à domicile contenant un ingrédient exfoliant actif.

Conseil général

- Après chaque utilisation, il est conseillé d'utiliser une protection solaire avec un indice (SPF) 30 ou supérieur sur les zones où l'appareil a été utilisé, pendant au moins trois jours.
- Si votre peau présente un état particulier (y compris, mais non limitatif, mélanome, carcinome basocellulaire, kératose actinique, mélasme, lupus érythémateux systémique, porphyrie, trouble de la coagulation et troubles du collagène comme des cicatrices chéloïdes, la formation de cicatrices excessives ou des antécédents de cicatrisation difficile), consultez votre médecin avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Si vous avez l'intention de profiter du soleil (par exemple durant les vacances d'été), nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de l'embout raffermissant une semaine avant les vacances et d'utiliser uniquement l'embout illuminateur, tant que vous vous exposez au soleil de manière intense.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.


Charge

Charge de l'appareil



Remarque : Vous pouvez utiliser l'appareil même si la batterie n'est pas complètement chargée. Cependant, ses performances et son autonomie ne seront pas optimales.

Remarque : En général, une charge dure environ 8 heures. Après une charge complète, l'appareil a une autonomie sans fil de 30 minutes environ.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans la prise du socle de charge et l'adaptateur dans la prise secteur.



- 3 Placez l'appareil sur le socle de charge.



- Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil est en charge.



- Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge devient blanc et cesse de clignoter. Après environ 30 minutes, le voyant de charge s'éteint pour économiser de l'énergie.

Indication de batterie faible

Lorsque la batterie est presque vide, le voyant de charge clignote en orange pendant 4 secondes en cours d'utilisation et une fois que l'appareil est éteint. La batterie contient encore assez d'énergie pour 5 minutes d'utilisation. Lorsque la batterie est complètement vide, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant de charge clignote en orange très rapidement.

Avant utilisation

Nettoyez-vous toujours le visage avant d'utiliser l'appareil VisaCare Prestige. Vous pouvez utiliser l'appareil sur une peau sèche ou mouillée.

Remarque : L'appareil est conçu pour une utilisation sur peau sèche, mais vous pouvez vous mouiller le visage à l'eau. N'utilisez pas l'appareil avec un masque pour le visage, une crème, un gommage ou d'autres produits cosmétiques, car ces produits peuvent obstruer l'appareil.

Utilisation sur peau mouillée



Cet appareil est conçu pour être utilisé sur une peau mouillée. Avant utilisation, mouillez votre visage à l'eau. C'est à vous de choisir si vous préférez utiliser l'appareil sur une peau mouillée ou sèche. Les résultats sont les mêmes : la peau est plus ferme au toucher. Mais l'embout glisse plus facilement sur une peau mouillée et l'utilisation est donc plus agréable et moins agressive.

Cet appareil doit être utilisé uniquement sur une peau propre. Assurez-vous de vous rincer soigneusement le visage après avoir utilisé de la mousse, un nettoyant ou d'autres produits cosmétiques afin de garantir des résultats optimaux et une durée de vie maximale de l'appareil.

Conseil : Si votre peau est sèche avant la fin de la séance, appliquez de l'eau sur le visage pour faire glisser l'embout plus facilement.



Avertissement : N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche.

Afin de garantir son fonctionnement optimal sur une peau mouillée, l'appareil est équipé d'un système intelligent qui s'active lorsqu'une quantité importante d'eau est présente à l'intérieur. Par conséquent, il est possible que l'appareil produise un bourdonnement intermittent tant que les conditions d'utilisation sur une peau mouillée ne sont pas optimales. Cela est normal et permet d'utiliser correctement l'appareil sur une peau mouillée. Cela n'a aucune conséquence pour votre peau ou l'appareil.

De l'eau peut s'écouler par la prise inférieure lorsque vous utilisez l'appareil sur une peau mouillée. Ce phénomène est normal et sans danger.

Utilisation de l'appareil

Avertissement : avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours si l'embout n'est pas endommagé. Si l'embout est endommagé, remplacez-le. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas un embout endommagé.


Avertissement : Ne passez pas l'appareil sur de grands grains de beauté, des tatouages, des taches de vin ou du maquillage permanent.

Première utilisation


Test cutané

Avant d'utiliser l'appareil sur le visage pour la première fois, nous vous recommandons de tester l'embout sur la face interne de votre avant-bras.


- 1 Placez l'embout illuminateur sur le manche.




- 2 Utilisation sur une peau mouillée : Mouillez la face interne de votre avant-bras.



- 3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.






- 4 Passez l'appareil une fois sur la face interne de votre avant-bras, puis attendez environ une heure.

Si la réaction cutanée éventuelle disparaît au bout d'une heure, vous pouvez utiliser l'embout sur le visage sans danger.

Première utilisation sur le visage

Remarque : Lors de la première utilisation de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser l'embout illuminateur et d'effectuer seulement deux passages. Si vous n'avez aucune réaction cutanée et que vous avez l'habitude d'utiliser l'appareil, vous pouvez augmenter le nombre de passages. N'effectuez jamais plus de quatre passages sur une même zone avec l'embout illuminateur et six passages avec l'embout raffermissant.


- 1 Placez l'embout illuminateur sur le manche.



- 2 Utilisation sur une peau mouillée : mouillez votre visage.



- 3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 4 Placez l'embout sur la joue de manière à sentir l'aspiration.


Assurez-vous que l'embout est toujours complètement en contact avec la peau. Néanmoins, n'exercez pas une pression trop forte sur la peau.

- 5 Déplacez doucement l'embout vers la tempe en ligne droite, puis attendez environ une heure.

Si la réaction cutanée éventuelle disparaît au bout d'une heure, vous pouvez utiliser de la même manière l'embout sur la totalité du visage sans danger (voir 'Utilisation générale').



Sélection de l'embout approprié




VisaCare Prestige est fourni avec deux embouts différents :

- **Embout illuminateur pour une utilisation quotidienne**

- 2 à 4 passages par zone
- Massage et exfoliation tout en douceur
- Aspiration légère/délicate

L'embout illuminateur élimine en douceur les cellules mortes de la couche cutanée supérieure où la mélanine s'accumule. Il stimule la circulation sanguine, pour une peau éclatante de jeunesse.



- **Embout raffermissant pour une utilisation plus intense deux fois par semaine**

- Utilisation maximale : 2 fois par semaine
- 4 à 6 passages par zone (commencez par 2 à 4 passages)
- exfoliation et massage plus intenses
- aspiration plus forte

Utilisez l'embout raffermissant pour stimuler la couche profonde de la peau où le collagène est produit. Il aide la peau à produire davantage de cellules cutanées et épaissit l'épiderme, pour une peau souple et ferme.

Nous vous conseillons d'utiliser l'embout illuminateur durant la première séance pour voir comment votre peau réagit. Si la peau réagit bien à l'embout illuminateur, vous pouvez essayer l'embout raffermissant.

Conseil : Pour des résultats optimaux, vous pouvez utiliser l'embout raffermissant deux fois par semaine et l'embout illuminateur tous les autres jours. Ainsi, cela signifie que vous utilisez l'embout illuminateur tous les jours, à l'exception des jours où vous utilisez l'embout raffermissant. Voici un exemple de calendrier de traitement hebdomadaire :

Jour	Embout utilisé
Lundi	 Embout illuminateur
Mardi	 Embout illuminateur
Mercredi	 Embout raffermissant
Jeudi	 Embout illuminateur
Vendredi	 Embout illuminateur
Samedi	 Embout illuminateur
Dimanche	 Embout raffermissant

Avertissement : N'utilisez jamais les deux embouts le même jour, car cela peut irriter la peau. Après avoir utilisé l'un des embouts, patientez jusqu'au lendemain avant d'utiliser l'autre.

Avertissement : N'utilisez pas l'embout raffermissant une semaine avant une exposition intensive aux rayons du soleil (par exemple,


si vous partez en vacances au soleil). Lorsque l'été commence, nous vous conseillons d'utiliser uniquement l'embout illuminateur pendant un certain temps.

Utilisation générale

Remarque : Pour un effet maximal, utilisez l'appareil tous les jours. N'utilisez pas l'appareil plus souvent, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Avertissement : Si vous pensez que l'appareil a été endommagé (comme après une chute ou un choc), contrôlez soigneusement l'embout. Si l'embout est endommagé, remplacez-le. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas un embout endommagé.

Conseil : Nous recommandons d'utiliser l'appareil dans la soirée pour éviter que les réactions cutanées éventuelles soient visibles pendant la journée. Une légère rougeur et une sensation de picotement et de chaleur sont normales et devraient disparaître dans un délai d'une heure.




- 1 Placez l'embout de votre choix sur l'appareil.

Remarque : N'utilisez pas l'appareil sans l'embout car cela ne serait pas bénéfique pour votre peau et pourrait causer une réaction cutanée indésirable.



- 2 Utilisation sur une peau mouillée : Mouillez votre peau.



- 3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 4 Placez l'embout sur le menton de manière à sentir l'aspiration. Assurez-vous que l'embout est toujours complètement en contact avec la peau. Néanmoins, n'exercez pas une pression trop forte sur la peau.
- 5 Déplacez doucement l'embout en ligne droite. Reportez-vous à la première illustration de l'utilisation de l'appareil sur les différentes zones du visage, qui figure sur la page dépliant au dos de ce manuel.

Remarque : Ne maintenez pas l'embout au même endroit après l'avoir placé sur la peau.



Conseil : Utilisez votre autre main pour tendre et maintenir la peau et éloignez l'appareil de votre main. Cela permet d'obtenir une aspiration correcte plus facilement, particulièrement sur les tempes et les joues.

- 6 Commencez à utiliser l'appareil sur le menton, puis déplacez-le vers les joues, le front, le nez et les tempes. Veillez à passer l'appareil sur toutes les zones. Vérifiez l'illustration des zones du visage au dos de ce manuel.

Avertissement : N'utilisez pas l'appareil sur le contour des yeux, car cette peau est fine et fragile. Lorsque vous utilisez l'appareil sur les ridules à côté de l'œil, placez un doigt de l'autre main sur le coin de la paupière et déplacez l'appareil en l'éloignant du doigt.

- 7 Selon le type d'embout et l'état de votre peau, passez l'appareil un certain nombre de fois sur chaque zone :
 - Première utilisation : passez l'embout quotidien 1 ou 2 fois sur chaque zone.
 - Au bout de plusieurs utilisations : passez l'embout quotidien 3 à 4 fois sur chaque zone, ou utilisez l'embout normal 2 fois sur chaque zone.
 - Pour des résultats optimaux : passez l'embout quotidien 4 fois sur chaque zone, ou utilisez l'embout normal 6 fois sur chaque zone.
- 8 Lorsque vous avez fini de traiter toutes les zones, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Une séance complète ne prend normalement pas plus de 5 minutes.
- 9 Pendant et après la séance, vous ressentirez l'action de massage stimulante de l'Air Lift System™, qui stimule la circulation sanguine.

Conseil : Dans les zones où il est plus difficile d'obtenir un contact parfait avec la peau, par exemple sur le front, essayez de tenir l'appareil de différentes façons. Essayez d'effectuer des mouvements verticaux et horizontaux pour trouver le meilleur moyen d'établir un contact correct avec la peau. Vous pouvez également essayer de garder la main immobile et déplacer plutôt la tête.

Après la séance

Après l'utilisation, appliquez un masque ou une crème hydratant(e) ou votre crème de jour ou de nuit. Après chaque utilisation, appliquez une protection solaire avec un indice (SPF) 30 ou supérieur sur les zones où l'appareil a été utilisé, pendant au moins 3 jours.

Avertissement : au cours des 3 jours suivant l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez aucune autre méthode d'exfoliation mécanique ou chimique.


- N'effectuez pas d'épilation du visage par électrolyse ou à la cire et n'utilisez pas de produits dépilatoires sur le visage.
- Vous pouvez vous maquiller immédiatement après avoir utilisé l'appareil.

Nettoyage et entretien


Avertissement : Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

Avertissement : n'utilisez jamais d'éponge à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le manche ou les embouts.

Remarque : Nettoyez l'embout après chaque utilisation pour des raisons d'hygiène et afin d'éviter l'obstruction du filtre. Utilisez uniquement du liquide vaisselle ou une solution à base d'alcool (maximum 70 %) pour nettoyer l'embout.



- 1 Éteignez l'appareil.



- 2 Enlevez l'embout de l'appareil.




- 3 Nettoyez l'embout avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude (70 °C max.).

Conseil : Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer l'embout.

Conseil : Si l'anneau exfoliant est sale, laissez l'embout tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle, ou dans une solution à base d'alcool, pendant 5 à 10 minutes.

Remarque : Nettoyez le filtre en dirigeant l'embout vers le bas pour retirer les saletés restantes.

- 4 Séchez l'embout avec une serviette non pelucheuse ou laissez-le sécher à l'air libre. Remettez-le sur le manche lorsqu'il est sec.



5 Nettoyez le manche sous l'eau du robinet (40 °C max.).

Remarque : Utilisez seulement de l'eau pour nettoyer le manche.

6 Séchez le manche avec un chiffon sec.

7 Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide.

Danger : Évitez de mouiller l'adaptateur et la base de recharge. Évitez de les plonger dans l'eau et ne les rincez jamais sous le robinet.

Rangement

Rangez l'appareil, avec l'embout fixé dessus, sur le socle de charge ou dans la housse.

Conseil : Laissez sur l'appareil l'embout que vous utilisez le plus souvent, et rangez l'autre embout dans la housse afin de vous aider à respecter la fréquence d'utilisation des embouts.

Remarque : Ne mettez pas l'embout sur l'appareil et ne le rangez pas dans la housse s'il est mouillé.

Remarque : Si le manche est légèrement humide, vous pouvez quand même le poser sur le socle de charge.

Remplacement

Pour des résultats optimaux, il est recommandé de remplacer l'embout raffermissant (SC6891, avec la mention « 2x/week » à l'intérieur) tous les six mois et de remplacer l'embout illuminateur (SC6895, avec la mention « Daily » sur l'embout) tous les deux mois (ou plus souvent si la partie exfoliante est déformée ou endommagée). Les embouts de rechange sont vendus sur le site Web de Philips.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Recyclage







- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (2006/66/CE). Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie rechargeable

Ne retirez les batteries rechargeables que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant d'enlever les batteries, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que les batteries sont complètement vides.

Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir l'appareil ou retirer la batterie rechargeable.



- 1 Retirez le dos et le panneau avant de l'appareil avec un tournevis et retirez le boîtier interne de l'appareil.
- 2 Retirez les clips du boîtier interne à l'aide d'un tournevis.
- 3 Retirez les éléments électroniques du boîtier interne (1) et détachez la batterie rechargeable (2).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
Je ne sais pas si l'appareil convient à ma peau.	Vous pouvez vérifier ici (voir 'Contre-indications et autres avertissements') si l'appareil convient à votre peau.
L'appareil ne se charge pas.	Assurez-vous que la prise sur laquelle vous avez branché l'appareil est alimentée. Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle du secteur. Vérifiez si l'appareil est correctement placé sur le socle de charge. Si vous utilisez une prise dans une salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de l'appareil ne s'allume toujours pas ou si l'appareil ne se charge pas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil ne fonctionne plus.	Rechargez l'appareil selon les instructions de ce mode d'emploi. Vérifiez qu'il ne s'est pas produit de panne de courant et que la prise murale est alimentée. Vérifiez si le voyant de charge de l'appareil s'allume pour confirmer que l'appareil est en charge. Assurez-vous d'avoir correctement appuyé sur le bouton marche/arrêt. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.	Il s'agit d'une mesure de sécurité. L'appareil ne doit pas fonctionner lorsqu'il est en charge. Pour une utilisation pendant 5 minutes, laissez l'appareil se charger pendant environ 1 heure.

Problème	Solution
Ma peau réagit lorsque j'utilise l'appareil.	Une légère rougeur peut apparaître immédiatement après avoir utilisé l'appareil. Vous pouvez également ressentir une sensation de chaleur et de picotement pendant l'utilisation. En général, ces réactions disparaissent au bout de quelques minutes et ne sont pas désagréables. Il est possible que votre peau devienne sèche et écailleuse, qu'elle reste rouge ou qu'elle gonfle. Dans ce cas, il est possible que vous ayez appuyé l'appareil trop fortement sur votre visage ou utilisé l'appareil à trop de reprises sur une même zone. Essayez d'exercer une pression moins forte lors de la séance suivante ou utilisez l'appareil à moins de reprises sur la zone. Dans de rares cas, l'appareil peut causer une ecchymose, une cloque, une égratignure ou un changement de pigmentation. La plupart des réactions cutanées disparaîtront en une semaine et un changement de pigmentation s'atténuera en plusieurs semaines ou quelques mois. Pour éviter d'éventuels effets secondaires, utilisez une crème de jour avec un indice de protection solaire ou une crème de protection solaire après la séance. Cela permet d'éviter les coups de soleil. L'appareil a été testé et homologué pour une utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. Les médicaments ou produits et leurs éventuels effets secondaires peuvent affecter des personnes de différentes manières. Il est toujours possible qu'un effet secondaire rare ou inconnu survienne lors de l'utilisation de cet appareil ou de tout autre produit. Dans ce cas, contactez le Service Consommateurs Philips si vous présentez un effet secondaire non mentionné ci-dessus.
Il est difficile de faire glisser l'appareil sur ma peau. Je ne sens pas l'aspiration. L'effet semble être moins important qu'après les séances précédentes.	Vérifiez si le filtre est obstrué. Rincez l'embout sous le robinet. Si l'anneau exfoliant est sale, laissez l'embout tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle, ou dans une solution à base d'alcool, pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer l'embout. Assurez-vous de nettoyer le filtre en dirigeant l'embout vers le bas pour retirer les saletés restantes. Séchez l'embout avec une serviette non pelucheuse ou laissez-le sécher à l'air libre. Vérifiez si vous ressentez l'aspiration lorsque l'embout est retiré : retirez l'embout et allumez l'appareil. Mettez un doigt sur le trou ; vous devez sentir l'aspiration. Si vous ne sentez pas l'aspiration, l'appareil est peut-être cassé. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
J'ai du mal à maintenir l'aspiration sur mon front.	Essayez différentes façons de maintenir l'appareil sur le front afin de trouver l'angle correct pour l'embout et garantir un contact adapté avec la peau. Assurez-vous de déplacer lentement l'appareil sur le front. Vous pouvez essayer de garder votre main immobile et déplacer plutôt votre tête.
Je ne sais pas quand je peux commencer à utiliser l'embout raffermissant.	Si vous ne ressentez aucun effet secondaire après avoir utilisé l'embout illuminateur, vous pouvez essayer l'embout raffermissant. Remarque : La première fois que vous utilisez un nouvel embout, vous pouvez avoir une réaction cutanée différente. Laissez un peu de temps à votre peau pour s'adapter au nouvel embout.

Problème	Solution
Puis-je m'exposer au soleil après avoir utilisé VisaCare Prestige ?	Si vous avez l'intention de profiter du soleil (par exemple durant les vacances d'été), nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de l'embout raffermissant une semaine avant les vacances et tant que vous vous exposez au soleil de manière intense. Vous pouvez continuer à utiliser l'embout illuminateur. Après chaque utilisation, il est conseillé d'utiliser une protection solaire avec un indice (SPF) 30 ou supérieur sur les zones où l'appareil a été utilisé, pendant au moins trois jours.
J'ai toujours la peau sensible depuis la dernière utilisation. Puis-je utiliser de nouveau l'appareil ?	Si vous avez utilisé l'appareil VisaCare Prestige il y a au moins deux jours, vous pouvez l'utiliser de nouveau. Mais soyez attentive au nombre de passages. Évitez de passer plusieurs fois sur la même zone.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Cos'è VisaCare Prestige e come può aiutare la vostra pelle?

La pelle giovane si rinnova rapidamente e ha un aspetto tonico, elastico e luminoso. Con il tempo, tuttavia, il metabolismo della pelle rallenta. Ad esempio, se al mattino i segni lasciati sul viso dal cuscino scompaiono più lentamente, significa che la pelle inizia a perdere elasticità e compattezza. Nulla è in grado di fermare il tempo, tuttavia esistono dei modi per mantenere più a lungo la bellezza e la giovinezza.

Tutti sanno che l'attività fisica regolare tiene in forma e tonici. In maniera molto simile, la vostra pelle può diventare più soda e luminosa con l'esercizio regolare, apportando ossigeno e elementi nutritivi alle cellule della pelle. Ecco perché abbiamo sviluppato VisaCare Prestige: il dispositivo per l'esercizio quotidiano del viso per affrontare i due segni principali del tempo: perdita di fermezza e opacità.


Potete utilizzare VisaCare Prestige comodamente a casa per ottenere una pelle più soda e più luminosa.

Pronte per iniziare? Utilizzate VisaCare Prestige a casa quotidianamente per ottenere risultati reali e visibili.


Come funziona Philips VisaCare Prestige

Philips VisaCare Prestige offre la funzione DualAction Air Lift and Exfoliation System che esercita un'azione esfoliante e massaggiante allo stesso tempo. I due accessori personalizzati, Rassodamento ("Firming") e Luminosità ("Brightening"), funzionano a intensità diverse per soddisfare in modo specifico le diverse esigenze della pelle e contrastarne l'invecchiamento.

- Pelle più compatta: l'accessorio "Firming" stimola lo strato più profondo della pelle in cui viene prodotto il collagene. In questo modo, la pelle è stimolata a produrre più cellule e l'epidermide si compatta. Da utilizzare due volte a settimana.



- Incarnato ringiovanito: l'accessorio Luminosità rimuove delicatamente lo strato superiore delle cellule morte della pelle in cui si accumula la melanina. Stimola inoltre la circolazione del sangue per garantire un colorito più rosato e giovanile oggi e domani. Da utilizzare quotidianamente.



Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Filtro
- 2 Anello esfoliante
- 3 Accessorio Luminosità per l'uso quotidiano
- 4 Accessorio Rassodamento
- 5 Pulsante on/off
- 6 Spia di ricarica e indicazione di "batteria scarica"
- 7 Impugnatura
- 8 Uscita dell'aria
- 9 Supporto di ricarica
- 10 Spinotto
- 11 Adattatore
 - Custodia morbida (non illustrato)
 - Spazzolina per la pulizia (non illustrato)

Importante

Prima di utilizzare il dispositivo, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo




- Mantenete l'adattatore sempre asciutto.



- Non caricate questo dispositivo in ambienti umidi (ad esempio in prossimità di una vasca da bagno piena d'acqua, una doccia aperta o una piscina).

Avvertenza



- Per ricaricare la batteria, utilizzate solo l'unità di alimentazione rimovibile (SSW-2600) fornita in dotazione con l'apparecchio.

- Il dispositivo non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzate il dispositivo o l'adattatore nel caso in cui sia danneggiato o rotto al fine di evitare lesioni.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Non utilizzate il dispositivo nella vasca da bagno o nella doccia.
- Non usate l'apparecchio nel caso in cui l'accessorio sia guasto, scheggiato, danneggiato o sporco. Controllare sempre l'accessorio prima di utilizzarlo. In caso di dubbio, sostituire l'accessorio.
- Non inserite materiali in metallo nella presa per evitare il rischio di corto circuito.



- Questo dispositivo contiene un magnete. Tenete il magnete lontano dai pacemaker cardiaci. Le persone che portano un pacemaker cardiaco o altri dispositivi impiantati non devono avvicinarsi troppo al magnete. Prima che tali persone utilizzino o vengano a contatto con i magneti deve essere richiesto un parere medico specialistico.

Attenzione

- Non utilizzate il dispositivo per alcun altro scopo se non quello di massaggiare e rimuovere delicatamente lo strato superficiale di pelle morta per velocizzare il normale rinnovo della pelle.
- Per evitare irritazioni cutanee:
 - Non utilizzate il dispositivo più di una volta al giorno.
 - Non utilizzate l'accessorio Rassodamento più di due volte a settimana.
 - Non utilizzate gli accessori Rassodamento e Luminosità nello stesso giorno.
- Non utilizzate il dispositivo con creme esfolianti o con peeling chimici o meccanici, onde evitare danni al dispositivo e alla pelle.
- Ricaricate, utilizzate e riponete il dispositivo a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Caricate completamente il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per preservare la durata della batteria.

- VisaCare Prestige favorisce l'assorbimento di creme e maschere per il viso. A causa dell'elevato assorbimento, è possibile che si verifichi una reazione cutanea. Vi consigliamo pertanto di non cambiare crema durante le prime 2-4 settimane di utilizzo di VisaCare Prestige. Quando iniziate a utilizzare una nuova crema dopo questo periodo, provatela su una piccola zona. Non continuate a utilizzare la crema qualora riscontriate reazioni cutanee negative nelle zone trattate con VisaCare Prestige. Se iniziate a utilizzare il dispositivo o riprendete a utilizzarlo dopo una pausa di 2 o più settimane, servitevi dell'accessorio Luminosità. In questo modo la pelle sarà in grado di abituarsi nuovamente al dispositivo.

Controindicazioni e altre avvertenze

- Questo dispositivo è stato sviluppato per correggere il colorito spento e il rilassamento della pelle del viso. L'apparecchio è indicato per la pelle del viso (a esclusione del contorno occhi).

Non utilizzate l'apparecchio:

- In caso di infezioni della pelle, ferite aperte, orticarie, bruciature, scottature da sole, infiammazioni, eczema, psoriasi, acne rosacea, telangiectasia (couperose o capillari), pelle sensibile, infezioni attive come herpes o eruzioni di acne nelle aree da trattare.
- In caso di nei atipici, tatuaggi, angiomi, trucco permanente o qualsiasi altra irritazione della pelle nelle aree da trattare.
- Se la vostra pelle deve ancora ristabilirsi a seguito di un trattamento cosmetico, ad esempio un peeling chimico o meccanico, un rinnovamento cutaneo al laser, un trattamento al laser frazionale, una mesoterapia o qualsiasi altro trattamento con dermoriempitivi nelle due settimane precedenti.
- Se assumete medicinali che potrebbero avere effetti sulla pelle, come steroidi o farmaci per l'acne (Accutane, Isotretinoine o Roaccutane). Consultate il medico.
- In caso di presenza di verruche, non provate a eliminarle con questo dispositivo. poiché potrebbe causarne la diffusione.

- In caso di cicatrici, consultate il medico o il dermatologo prima di utilizzare il dispositivo.
- In combinazione con qualsiasi altro sistema domestico per la cura della pelle che contenga ingredienti attivi per il peeling.

Consigli generali

- Dopo ogni sessione, è consigliabile utilizzare una crema con fattore di protezione solare (SPF) 30 o superiore sulle aree trattate dal dispositivo, per almeno 3 giorni.
- In caso di pelle in gravi condizioni (tra cui ma non limitatamente a: melanoma, basalioma, cheratosi solare, melasma, lupus eritematoso sistemico, porfiria, anomalie della coagulazione e del collagene come ferite da cheloide, formazione eccessiva di cicatrici o episodi di cattiva guarigione delle ferite), consultate il medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Se pensate di esporvi al sole (ad esempio durante le vacanze estive), consigliamo di interrompere l'utilizzo dell'accessorio "Firming" (Rassodante) e di passare all'accessorio "Brightening" (Illuminante) una settimana prima delle vacanze e per tutto il periodo di esposizione al sole.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo dispositivo Philips è conforme a tutti gli standard e alle normative applicabili riguardanti l'esposizione ai campi elettromagnetici.


Come ricaricare l'apparecchio

Ricarica dell'apparecchio


Nota: Potete utilizzare l'apparecchio prima che la batteria sia completamente carica. Tuttavia, in tal caso le prestazioni e il tempo di funzionamento non saranno ottimali.

Nota: La ricarica richiede normalmente circa 8 ore. Quando l'apparecchio è completamente carico ha un'autonomia di funzionamento di circa 30 minuti.


- 1 Controllate che l'apparecchio sia spento.




- 2** Inserite lo spinotto nella presa del supporto di ricarica e l'adattatore nella presa di corrente.



- 3** Posizionate l'apparecchio sul supporto di ricarica.



- Quando l'apparecchio è in carica, la spia di ricarica emette una luce bianca lampeggiante.



- Quando la batteria è completamente carica, la spia di ricarica emette una luce bianca fissa. Dopo circa 30 minuti la spia di ricarica si spegne per risparmiare energia.

Indicazione di "batteria scarica"

Quando la batteria è quasi scarica, la spia di ricarica emette una luce arancione lampeggiante per 4 secondi durante l'utilizzo e dopo aver spento l'apparecchio. La batteria contiene ancora abbastanza energia per una sessione di 5 minuti. Quando la batteria è completamente scarica, il dispositivo si spegne automaticamente e la spia di ricarica lampeggia rapidamente emettendo una luce arancione.

Manutenzione del dispositivo

Pulite sempre il viso prima di utilizzare VisaCare Prestige. Utilizzate il dispositivo sul viso asciutto o bagnato a seconda delle preferenze.

Nota: il dispositivo è destinato all'utilizzo sul viso asciutto o inumidito con acqua. Non utilizzate il dispositivo con maschere per il viso, creme (esfolianti) o prodotti simili, poiché potrebbero otturarlo.

Uso con acqua



Questo dispositivo è realizzato per essere utilizzato sulla pelle bagnata. Potete inumidire la pelle con dell'acqua prima dell'utilizzo. Potete scegliere di utilizzare il dispositivo sulla pelle asciutta o bagnata poiché entrambe le modalità rendono la pelle più compatta. Tuttavia, per un'esperienza più gradevole e delicata, consigliamo di inumidire la pelle affinché l'accessorio scivoli più facilmente.

Il dispositivo può essere utilizzato solo sulla pelle pulita. Per ottenere risultati ottimali e garantire una maggiore durata dell'apparecchio, risciacquate accuratamente il viso dopo l'utilizzo di schiuma, detergenti o altri prodotti per la cura della pelle.

Suggerimento: se la pelle si asciuga prima del termine della sessione, inumiditela nuovamente in modo che l'accessorio scivoli più facilmente.



Avvertenza: Non utilizzate il dispositivo nella vasca da bagno o nella doccia.

Per garantire un funzionamento ottimale sulla pelle bagnata, VisaCare Prestige è dotato di un sistema intelligente che si attiva in caso di eccessiva presenza d'acqua all'interno del dispositivo. Di conseguenza, il dispositivo potrebbe emettere un ronzio intermittente fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di utilizzo ottimali sulla pelle bagnata. Si tratta di un comportamento normale che garantisce la possibilità di utilizzare il dispositivo sulla pelle bagnata e che non comporta alcuna conseguenza né per la pelle né per il dispositivo.

Quando utilizzate il dispositivo sul viso bagnato, potrebbe fuoriuscire dell'acqua dalla presa posta nella parte inferiore. Questo è normale e non costituisce un pericolo.

Utilizzo del dispositivo

Avvertenza: controllate sempre l'accessorio prima dell'utilizzo per verificare che non sia danneggiato. Se l'accessorio è danneggiato, sostituitelo. Non utilizzate accessori danneggiati poiché potrebbero causare lesioni.


Avvertenza: non utilizzate il dispositivo su nei atipici, tatuaggi, angiomi o trucco permanente.

Primo utilizzo


Test cutaneo

Prima di utilizzare il dispositivo sul viso per la prima volta, vi consigliamo di provarlo nella zona interna dell'avambraccio.


- 1 Inserite l'accessorio Luminosità nell'impugnatura.



- 2 Per l'utilizzo con acqua: bagnate la zona interna dell'avambraccio.



- 3 Premete il pulsante on/off per accendere il dispositivo.





- 4 Eseguite un passaggio nella zona interna dell'avambraccio, quindi attendete circa un'ora.

Se riscontrate una reazione cutanea che pian piano scompare, potete utilizzare l'accessorio sul viso senza alcun rischio.

Primo utilizzo sul viso

Nota: durante il primo utilizzo del dispositivo, vi consigliamo di inserire l'accessorio Luminosità e di effettuare solo 2 passaggi. Se non si manifesta alcuna reazione cutanea e la pelle si è abituata al dispositivo, potete aumentare in numero dei passaggi. Non eseguite più di 4 passaggi con l'accessorio Luminosità e 6 passaggi con l'accessorio Rassodamento.






1 Inserite l'accessorio Luminosità nell'impugnatura.



2 Per l'utilizzo con acqua: bagnate il viso.



3 Premete il pulsante on/off per accendere il dispositivo.



4 Posizionate l'accessorio sulla guancia in modo tale da sentire l'aspirazione.

Accertatevi che l'accessorio sia sempre interamente in contatto con la pelle. Non premete eccessivamente l'accessorio sulla superficie cutanea.


5 Muovete delicatamente l'accessorio in linea retta verso la tempia quindi aspettate per circa un'ora.

Se eventuali reazioni cutanee tendono a diminuire entro un'ora, potete utilizzare l'accessorio sul resto del viso (vedere 'Uso generale').


Come selezionare l'accessorio corretto

VisaCare Prestige dispone di due diversi accessori:

- **Accessorio Luminosità per l'uso quotidiano**
 - 2-4 passaggi per area
 - Massaggi ed esfoliazione delicata
 - Airlift delicato/lieve



L'accessorio "luminosità" rimuove delicatamente lo strato superiore delle cellule morte della pelle in cui si accumula la melanina. Stimola inoltre la circolazione del sangue per garantire un colorito più rosato e giovanile.



- **Accessorio Rassodamento per un uso più intenso due volte la settimana**

- utilizzo massimo: 2 volte la settimana
- 4-6 passaggi per area (iniziate con 2-4 passaggi)
- esfoliazione e massaggio più intensi
- AirLift più forte

Usate l'accessorio Rassodamento per stimolare lo strato più profondo della pelle in cui viene prodotto il collagene. Aiuta la pelle a produrre più cellule e a rassodare l'epidermide, per una pelle tesa e soda.

Vi consigliamo di utilizzare l'accessorio Luminosità durante la prima sessione per verificare la reazione della pelle. Se la pelle reagisce bene all'accessorio Luminosità, potete provare l'accessorio Rassodamento.

Suggerimento: Per risultati ottimali, potete usare l'accessorio Rassodamento due volte la settimana e l'accessorio Luminosità tutti gli altri giorni. In altre parole, potete usare l'accessorio Luminosità ogni giorno, tranne nei giorni nei quali usate l'accessorio Rassodamento. Di seguito viene proposto un programma settimanale come esempio:

Giorno	Accessorio utilizzato
Lunedì	 Accessorio Luminosità
Martedì	 Accessorio Luminosità
Mercoledì	 Accessorio Rassodamento
Giovedì	 Accessorio Luminosità
Venerdì	 Accessorio Luminosità
Sabato	 Accessorio Luminosità
Domenica	 Accessorio Rassodamento

Avvertenza: Non usate mai entrambi gli accessori lo stesso giorno, perché si potrebbe irritare la pelle. Dopo aver utilizzato un accessorio, attendete il giorno successivo prima di utilizzare l'altro.


Avvertenza: Non utilizzate l'accessorio Rassodamento una settimana prima dell'esposizione alla luce del sole intensa (ad esempio se andate in vacanza in un luogo assolato). Quando inizia l'estate, vi consigliamo di usare solo l'accessorio Luminosità per un certo periodo.

Uso generale

Nota: Per raggiungere il massimo risultato, usate l'apparecchio ogni giorno. Non utilizzate l'apparecchio più spesso, onde evitare irritazioni della pelle.

Avvertenza: se sospettate che l'apparecchio sia danneggiato (ad esempio dopo una caduta o un urto), controllate attentamente l'accessorio per il trattamento. Se l'accessorio è danneggiato, sostituitelo. Non utilizzate accessori danneggiati poiché potrebbero causare lesioni.

Suggerimento: Si consiglia di usare l'apparecchio di sera per evitare che le possibili reazioni cutanee siano visibili di giorno. Un lieve arrossamento e una sensazione di calore e formicolio sono normali e dovrebbero svanire entro un'ora.




- 1 Inserite l'accessorio desiderato sull'apparecchio.

Nota: non utilizzate l'apparecchio senza l'accessorio per il trattamento poiché fa male alla pelle e potrebbe causare una reazione cutanea indesiderata.



- 2 Per l'utilizzo con acqua: Bagnate la pelle.




- 3 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.



- 4 Posizionate l'accessorio sul mento in modo tale da sentire l'aspirazione. Accertatevi che l'accessorio sia sempre interamente in contatto con la pelle. Non premete eccessivamente l'accessorio sulla superficie cutanea.
- 5 Muovete delicatamente l'accessorio per il trattamento con movimenti dritti. Vedere la prima illustrazione su come usare l'apparecchio sulle varie zone del viso nel pieghevole presente sul retro di questo manuale.

Nota: Non tenete l'accessorio per il trattamento sullo stesso punto una volta posizionato sulla pelle.



Suggerimento: Usate l'altra mano per tenere la pelle tesa e ferma e allontanate l'apparecchio dalla mano. Questa operazione rende più facile ottenere un'adeguata aspirazione, in modo particolare sulle tempie e sulle guance.

- 6** Iniziate dal mento, quindi passate l'apparecchio su guance, fronte, naso e tempie. Assicuratevi di passare il dispositivo su tutte le aree. Vedere l'illustrazione delle zone del viso sul retro di questo manuale.

Avvertenza: Non usate il dispositivo sulla pelle sotto o sopra gli occhi, poiché è sottile e delicata. Quando trattate le rughe sottili sul lato degli occhi, posizionate un dito dell'altra mano nell'angolo della palpebra e allontanate l'apparecchio dal dito.

- 7** In base al tipo di accessorio e alle condizioni della pelle, passate l'apparecchio su ciascuna area un determinato numero di volte:
- Primo utilizzo: passate l'accessorio quotidiano su ciascuna area 1 o 2 volte.
 - Dopo diversi utilizzi: passate l'accessorio quotidiano su ciascuna area 3 o 4 volte, o passate l'accessorio normale su ciascuna area 2 volte.
 - Per risultati ottimali: passare l'accessorio quotidiano su ciascuna area 4 volte, o passare l'accessorio normale su ciascuna area 6 volte.
- 8** Una volta trattate tutte le aree, premete nuovamente il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio. Una sessione completa normalmente non richiede più di 5 minuti.
- 9** Durante e dopo la sessione, avvertirete l'azione stimolante del massaggio con Air Lift System™, che risveglia la circolazione.

Suggerimento: nelle aree in cui è difficile raggiungere il contatto pieno con la pelle, come la fronte, provate modi diversi per tenere l'apparecchio. Esplorate movimenti verticali e orizzontali per trovare il modo migliore per stabilire un contatto adeguato con la pelle. Potete anche tenere ferma la mano e muovere la testa.

Dopo il trattamento

Dopo la sessione, applicate una maschera nutriente o una crema da giorno o da notte. Dopo ogni sessione, applicate una crema solare con fattore di protezione (SPF) 30 o superiore sulle aree trattate per almeno 3 giorni.

Avvertenza: attenetevi alle seguenti indicazioni per i 3 giorni successivi all'utilizzo dell'apparecchio:

- Non usate altri metodi di esfoliazione meccanici o chimici.
- Non sottoponetevi a elettrolisi, ceretta del viso e non utilizzate prodotti per la depilazione.


Potete applicare il trucco subito dopo l'utilizzo del dispositivo.

Pulizia e manutenzione


Avvertenza: Non immergete l'apparecchio nell'acqua.

Avvertenza: non utilizzate mai spugnette o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'impugnatura o gli accessori.

Nota: pulite l'accessorio dopo ogni utilizzo per motivi di igiene e per prevenire l'ostruzione del filtro. Per la pulizia dell'accessorio, utilizzate solo un detergente per stoviglie o una soluzione a base di alcol (max 70%).



1 Spegnerne il dispositivo.



2 Rimuovete l'accessorio dall'apparecchio.



3 Lavate l'accessorio con acqua corrente calda (max 70 °C) e detergente per stoviglie.

Suggerimento: Per pulire l'accessorio potete utilizzare l'apposita spazzolina.

Suggerimento: se l'anello esfoliante è sporco, immergete l'accessorio in acqua calda e detergente per stoviglie o in una soluzione a base di alcol per 5-10 minuti.

Nota: Pulite il filtro dell'accessorio capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti all'interno.

4 asciugate l'accessorio con un asciugamano che non lasci residui o lasciatelo asciugare all'aria. Quando l'accessorio è asciutto, riposizionatelo nell'impugnatura.


5 Pulite l'impugnatura sotto l'acqua corrente (max 40 °C).

Nota: Pulite l'impugnatura esclusivamente con acqua.

6 Asciugate l'impugnatura con un panno asciutto.

7 Pulite il supporto di ricarica con un panno umido.

Pericolo: mantenete l'adattatore e il supporto di ricarica sempre asciutti. Non immergeteli mai in acqua e non risciacquateli con acqua corrente.



Conservazione

Riponete l'apparecchio con l'accessorio inserito nel supporto di ricarica o nell'astuccio.

Suggerimento: lasciate l'accessorio che utilizzate più frequentemente nel dispositivo e conservate l'altro nell'astuccio, in modo da agevolarne l'utilizzo.

Nota: non inserite un accessorio bagnato nel dispositivo e non riponetelo nell'astuccio.

Nota: l'impugnatura può essere riposta nel supporto di ricarica anche se è leggermente bagnata.

Sostituzione

Per risultati ottimali, vi consigliamo di sostituire l'accessorio Rassodamento (SC6891, con la scritta "2xsett." al suo interno) ogni sei mesi e la punta Luminosità (SC6895, con la scritta "giorn.") ogni due mesi (o anche prima qualora la struttura abrasiva sia danneggiata o deformata). Gli accessori di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web **www.shop.philips.com/service** o recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).




- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile incorporata che non deve essere smaltita con i normali rifiuti domestici (2006/66/CE). Vi invitiamo a recarvi presso un punto di smaltimento ufficiale o un centro di assistenza Philips per far rimuovere la batteria ricaricabile da un professionista.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.

- 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.


Rimozione della batteria ricaricabile

Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovete le batterie ricaricabili. Prima di rimuovere le batterie, assicuratevi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e che le batterie siano completamente scariche.

Adottate tutte le misure di sicurezza necessarie quando utilizzate utensili per aprire l'apparecchio e quando smaltite la batteria ricaricabile.



- 1 Togliere il pannello posteriore e anteriore dell'apparecchio con un cacciavite ed estrarre l'alloggiamento interno dell'apparecchio.



- 2 Rimuovete le clip dal corpo interno con un cacciavite.
- 3 Rimuovete il sistema elettronico dall'alloggiamento interno (1) e scollegate la batteria ricaricabile (2).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti oppure contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro paese.

Problema	Soluzione
Non so se il dispositivo è adatto alla mia pelle.	Verificate che il dispositivo sia adatto al vostro tipo di pelle (vedere 'Controindicazioni e altre avvertenze').
Il dispositivo non si carica.	Assicuratevi che la presa a cui collegate il dispositivo sia attiva. Verificate che la tensione riportata sul dispositivo corrisponda alla tensione disponibile. Verificate di aver posizionato correttamente il dispositivo sul supporto. Se l'apparecchio viene collegato a una presa di corrente posta sul mobiletto del bagno, potrebbe essere necessario accendere la luce per attivare la presa. Se la spia di ricarica sul dispositivo ancora non si accende o se il dispositivo non si carica, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Il dispositivo non funziona più.	Caricate il dispositivo secondo le istruzioni indicate in questo manuale dell'utente. Controllate se si è verificata un'interruzione di corrente e se la presa di corrente a muro è funzionante. Controllate che la spia di ricarica del dispositivo sia accesa per assicurarvi che il dispositivo sia in carica. Assicuratevi di avere premuto il pulsante on/off correttamente. Se il dispositivo continua a non funzionare, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Il dispositivo non funziona quando è in carica.	Questa è una misura di sicurezza. Il dispositivo non è stato progettato per l'utilizzo durante la ricarica. Per ricaricare completamente il dispositivo dopo una sessione di 5 minuti, è necessaria circa 1 ora.
L'utilizzo del dispositivo provoca una reazione cutanea sulla mia pelle.	Subito dopo l'utilizzo del dispositivo è possibile riscontrare un lieve rossore sulla pelle. Durante l'utilizzo è possibile provare una sensazione di calore e solletico. Generalmente, questi effetti scompaiono dopo qualche minuto e sono avvertiti come piacevoli. È possibile riscontrare secchezza o screpolature, rossore prolungato o gonfiore della pelle. In tal caso, potreste aver esercitato una pressione eccessiva sul viso con il dispositivo o trattato la stessa area troppo a lungo. Durante la sessione successiva, provate a esercitare meno pressione o a trattare l'area per meno tempo. In casi rari, il dispositivo potrebbe causare lividi o bolle, graffi o cambiamenti della pigmentazione. Quasi tutte le reazioni cutanee scompariranno entro una settimana, il cambiamento della pigmentazione diminuirà entro diverse settimane o pochi mesi. Per evitare i possibili effetti collaterali, utilizzate una crema da giorno con fattore di protezione solare o una protezione solare dopo il trattamento. In questo modo si possono prevenire le scottature. Il dispositivo è stato testato ed è stato dichiarato sicuro per l'utilizzo nelle modalità descritte nel manuale dell'utente. Medicinali o altri prodotti, e i rispettivi effetti collaterali, possono influire diversamente a seconda della persona. Dal momento che esiste sempre la possibilità di riscontrare effetti collaterali rari o precedentemente sconosciuti con l'utilizzo del dispositivo o di qualsiasi altro prodotto, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips qualora riscontriate un effetto collaterale diverso da quelli descritti in precedenza.

Problema	Soluzione
È difficile far scorrere il dispositivo sulla pelle/Non sento l'aspirazione/L'effetto sembra essere minore rispetto alle precedenti sessioni.	Verificate che il filtro non sia occluso. Pulite l'accessorio risciacquandolo sotto l'acqua corrente. Se l'anello esfoliante è sporco, immergete l'accessorio in acqua calda e detergente per stoviglie per 5-10 minuti. Per pulire l'accessorio potete utilizzare l'apposita spazzolina. Assicuratevi di pulire il filtro con l'accessorio capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti all'interno. Asciugate l'accessorio con un asciugamano che non lasci residui o lasciatelo asciugare all'aria. Verificate l'aspirazione del dispositivo dopo aver estratto l'accessorio: rimuovete l'accessorio, quindi accendete di nuovo il dispositivo. Quando posizionate il dito sul foro, dovrete essere in grado di sentire l'aspirazione. Se non sentite l'aspirazione, il dispositivo potrebbe essere guasto. Rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Ho difficoltà nel mantenere l'aspirazione sulla fronte.	Provate diversi modi di posizionare il dispositivo e trovare l'angolo giusto rispetto alla fronte, al fine di ottenere il giusto contatto con la pelle. Assicuratevi di muovere il dispositivo lentamente sulla fronte. Potete provare a tenere ferma la mano muovendo la testa.
Non so quando iniziare a utilizzare l'accessorio Rassodamento.	Se non riscontrate effetti collaterali con l'utilizzo dell'accessorio Luminosità, potreste provare l'accessorio Rassodamento. Tenete presente che quando utilizzate per la prima volta un nuovo accessorio per il trattamento, potreste avere una reazione cutanea diversa. Concedete alla pelle il tempo di abituarsi al nuovo accessorio.
L'utilizzo di VisaCare Prestige è compatibile con l'esposizione al sole?	Se pensate di esporvi al sole (ad esempio durante le vacanze estive), consigliamo di interrompere l'utilizzo dell'accessorio Rassodamento una settimana prima delle vacanze e per tutto il periodo di esposizione al sole. È possibile continuare a utilizzare l'accessorio Luminosità. Dopo ogni sessione, è consigliabile utilizzare una crema con fattore di protezione solare (SPF) 30 o superiore sulle aree trattate per almeno 3 giorni.
Dopo l'ultima sessione la mia pelle è ancora molto sensibile. Posso iniziare subito una nuova sessione?	Potete utilizzare nuovamente VisaCare Prestige a distanza di 2 o più giorni dall'ultima sessione. È necessario fare attenzione al numero dei passaggi. Non passate sulla stessa zona più volte.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Wat is VisaCare Prestige en wat kan dit product doen voor uw huid?

Wanneer uw huid jong is, vernieuwt deze zich snel; de huid is dan stevig, elastisch en stralend. Met de tijd vertraagt het metabolisme van de huid. In de ochtend verloopt het herstel van slaapmarkeringen bijvoorbeeld trager, een teken dat de huid haar elasticiteit en volume aan het verliezen is. Niets kan de tijd stil zetten, maar er zijn manieren om uw schoonheid en jeugdigheid langer te behouden.


Het is algemeen bekend dat regelmatig trainen bijdraagt tot een fit en strak lichaam. Dat geldt in zekere mate ook voor uw huid. U kunt uw huid verstevigen en verfrissen door deze regelmatig een stimulerende work-out te geven om zuurstof en voedingsstoffen naar de huidcellen te brengen. Hiervoor hebben wij de VisaCare Prestige ontwikkeld, een apparaat voor uw dagelijkse gezichtswork-out dat twee belangrijke tekenen van veroudering tegengaat: huidverslapping en een doffe teint.

U kunt de VisaCare Prestige gewoon thuis gebruiken voor een frissere huid die steviger aanvoelt.


Klaar om aan de slag te gaan? Gebruik VisaCare Prestige elke dag thuis, om te genieten van echte en zichtbare resultaten.

Hoe Philips VisaCare Prestige werkt

Philips VisaCare Prestige werkt op basis van een DualAction Air Lift & Exfoliation-systeem, dat tegelijk masseert en scrubt. Twee speciale koppen (een huidverstevigende en een huidverfrissende kop) met verschillende intensiteiten richten zich specifiek op de anti-verouderingsbehoeften van uw huid:



- **Steviger aanvoelende huid:** De huidverstevigende kop stimuleert een diepere laag van de huid waar collageen wordt aangemaakt. Dit helpt de huid om meer huidcellen aan te maken en om de opperhuid te verdikken. Gebruik deze kop tweemaal per week.



- **Jeugdige uitstraling:** De huidverfrissende kop verwijdert op milde wijze de bovenste laag van dode huidcellen waarin zich melanine ophoopt. Dit stimuleert de bloedsomloop voor een jeugdige, gezonde gloed, vandaag en morgen. Gebruik deze kop dagelijks.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Filter
 - 2 Exfoliatiering
 - 3 Huidverfrissende kop voor dagelijks gebruik
 - 4 Huidverstevigende kop
 - 5 Aan/uitknop
 - 6 Oplaadlampje en indicatie 'Accu bijna leeg'
 - 7 Apparaat
 - 8 Luchtuitlaat
 - 9 Oplaadstandaard
 - 10 Kleine stekker
 - 11 Adapter
- Etui (niet afgebeeld)
 - Reinigingsborsteltje (niet afgebeeld)

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar



- Houd de voedingsunit droog.



- Laad dit apparaat niet op in een vochtige omgeving (bijv. in de buurt van een gevuld bad, een lopende douche of een gevuld zwembad).

Waarschuwing



- Gebruik alleen de afneembare voedingsunit (SSW-2600) die met het apparaat is meegeleverd, om de batterij op te laden.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Gebruik het apparaat en de adapter niet als deze beschadigd of kapot zijn om verwondingen te voorkomen.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, want hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie.
- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.
- Gebruik het apparaat niet als de kop gebroken, gebarsten, beschadigd of vuil is. Controleer altijd de kop voordat u het apparaat gebruikt. Vervang de kop bij twijfel.
- Steek geen metaalhoudend materiaal in de aansluiting voor het stekkertje om kortsluiting te voorkomen.



- Dit apparaat bevat een magneet. Houd magneten uit de buurt van pacemakers. Personen met een pacemaker, of met andere apparaten geïmplanteerd in hun lichaam, mogen niet in directe nabijheid van magneten komen. Dergelijke personen moeten advies inwinnen van een medisch specialist voordat zij in contact komen met magneten of deze hanteren.

Let op

- Gebruik het apparaat alleen voor massage en milde verwijdering van de dode bovenste huidlaag om de normale huidvernieuwing te versnellen.
- Om huidirritatie te voorkomen:
 - Gebruik het apparaat niet vaker dan eenmaal per dag.
 - Gebruik de huidverstevigende kop niet vaker dan tweemaal per week.
 - Gebruik de huidverstevigende en de huidverfrissende kop niet op dezelfde dag.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met (scrub)crèmes, of chemische of mechanische peelings. Hierdoor kunnen uw huid en het apparaat beschadigd raken.
- Bewaar, gebruik en laad het apparaat op bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Laad het apparaat ten minste om de 3 maanden helemaal op om de levensduur van de accu te verlengen.

- De VisaCare Prestige verbetert de absorptie van crèmes en gezichtsmaskers. Door deze verbeterde opname kan een negatieve huidreactie optreden. Het advies is om gedurende de eerste 2-4 weken van het gebruik van VisaCare Prestige niet van crème te veranderen. Wanneer u na deze periode een nieuwe crème gaat gebruiken, test deze dan eerst op een klein huidoppervlak. Ga niet door met het gebruik van deze crème als er een negatieve huidreactie optreedt wanneer u deze aanbrengt op de huid waar u de VisaCare Prestige hebt gebruikt. Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, of als u het opnieuw gebruikt na meer dan 2 weken, begin dan met de huidverfrissende kop. Hierdoor kan uw huid weer wennen aan het apparaat.

Contra-indicaties en andere waarschuwingen

- Dit apparaat is ontwikkeld om dofheid en verslapping van de gezichtshuid tegen te gaan. De focus van dit apparaat is de gezichtshuid (met uitzondering van het gebied onder en boven de ogen).

Gebruik dit apparaat niet in de volgende gevallen:

- Als u in de gebieden die u wilt behandelen huidinfecties hebt, open wonden, uitslag, (zonne)brandwonden, ontstekingen, eczeem, psoriasis, telangiectasia (couperose of spataderen), gevoelige huid, rosacea, actieve infecties zoals herpes of actieve uitbraken van acne.
- Als u in de gebieden die u wilt behandelen grote moedervlekken, tatoeages, wijnvlekken, permanente make-up of huidirritatie hebt.
- Als uw huid nog herstellende is van een cosmetische behandeling, zoals een chemische of mechanische peeling, laserresurfacing, behandeling met fractionele laser of mesotherapie, of andere behandelingen met fillers in de afgelopen twee weken.
- Als u medicijnen gebruikt die invloed hebben op uw huid, zoals steroïden of acnemedicatie (Accutane, Isotretinoïne of Roaccutane). Raadpleeg uw arts.

- Als u wratten hebt. Probeer deze niet met dit apparaat te verwijderen. Dit kan de wratten verspreiden.
- Als u littekens hebt. Raadpleeg uw arts of dermatoloog voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- In combinatie met een ander huidverzorgingssysteem voor thuis dat een actief scrubelement bevat.

Algemeen advies

- We raden u aan om de gebieden waar u het apparaat hebt gebruikt in ieder geval de eerste drie dagen na elke behandeling in te smeren met een zonnebrandcrème met minimaal (SPF) factor 30.
- Als u lijdt aan een significante huidaandoening (inclusief, maar niet beperkt tot, melanoom, basaalcelcarcinoom, actinische keratose, melasma, systemische lupus erythematoses, porfyrie, stollingsafwijking en collageenafwijkingen zoals keloïden, buitensporige littekenformatie of een geschiedenis van slechte wondgenezing), raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Als u van plan bent van de zon te genieten (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie), dan raden we u aan vanaf één week voor de vakantie en gedurende de gehele periode waarin u veel in de zon komt, te stoppen met het gebruik van de huidverstevigende kop en alleen de huidverfrissende kop te gebruiken.

Elektromagnetische velden (EMV)


Dit Philips-apparaat voldoet aan alle relevante richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Opladen


Het apparaat opladen

Opmerking: U kunt het apparaat gebruiken voordat de accu volledig is opgeladen. De prestaties en werkingsduur zullen in dit geval echter niet optimaal zijn.


Opmerking: Het opladen duurt normaal gesproken ongeveer 8 uur. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, kunt u het maximaal 30 minuten zonder snoer gebruiken.




- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Steek de kleine stekker in het contact van de oplaadhouder en steek de adapter in het stopcontact.



- 3 Plaats het apparaat in de oplaadstandaard.



- Het oplaadlampje knippert wit om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.



- Als de accu volledig is opgeladen, blijft het oplaadlampje continu wit branden. Na ongeveer 30 minuten gaat het oplaadlampje uit om energie te besparen.

Indicatie 'Accu bijna leeg'

Wanneer de accu bijna leeg is, knippert het oplaadlampje gedurende 4 seconden oranje tijdens gebruik en nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. De accu bevat nog steeds genoeg energie voor een volledige behandeling van 5 minuten. Wanneer de accu helemaal leeg is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en knippert het oplaadlampje zeer snel oranje.

Klaarmaken voor gebruik

Maak uw gezicht altijd schoon voordat u VisaCare Prestige gebruikt. Gebruik het apparaat op een droog of nat gezicht, afhankelijk van uw voorkeur.

Opmerking: Het apparaat is bedoeld voor gebruik op een droog gezicht of een gezicht dat bevochtigd is met water. Gebruik het niet in combinatie met een gezichtsmasker, (scrub)crème of vergelijkbare producten. Hierdoor kan het apparaat verstopt raken.

Nat gebruik



Dit apparaat kan op de natte huid worden gebruikt. U kunt uw huid met wat water bevochtigen voordat u het apparaat gebruikt. U kunt zelf bepalen of u het apparaat liever op de natte of op de droge huid gebruikt. In beide gevallen voelt uw huid steviger aan, maar de kop glijdt gemakkelijker over een natte huid, wat de behandeling zachter en prettiger maakt.

Het apparaat kan uitsluitend op een schone huid worden gebruikt. Zorg ervoor dat u uw gezicht grondig afspoelt na het gebruik van schuim, huidreinigers of andere huidverzorgingsproducten, voor optimale prestaties en een langere levensduur.

Tip: Als uw huid voor het einde van de sessie droog is, dan kunt u wat meer water op uw huid aanbrengen zodat de kop weer makkelijker over de huid glijdt.



Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.

Om er zeker van te zijn dat de VisaCare Prestige optimaal werkt op de natte huid, is het apparaat voorzien van een slim systeem dat wordt geactiveerd als het veel water bevat. In dat geval begint het apparaat (met tussenpozen) te zoemen, totdat de omstandigheden weer optimaal zijn om het gebruik op de natte huid voort te zetten. Dit is normaal en zorgt ervoor dat u het apparaat op de natte huid kunt gebruiken. Het is niet van invloed op uw huid of op het apparaat.

Wanneer u het apparaat op een nat gezicht gebruikt, kan er water uit de aansluiting aan de onderkant druppelen. Dit is normaal en niet gevaarlijk.

Het apparaat gebruiken

Waarschuwing: Controleer altijd de kop voordat u deze gebruikt om te zien of hij beschadigd is. Vervang de kop als deze beschadigd is. Gebruik geen beschadigde kop, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.


Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet op grote moedervlekken, tatoeages, wijnvlekken of permanente make-up.

Eerste gebruik


Huidtest

Wij raden u aan om de kop uit te testen op de binnenkant van uw onderarm, voordat u het apparaat voor het eerst op uw gezicht gebruikt.


- 1 Plaats de huidverfrissende kop op het handvat.



- 2 Voor nat gebruik: maak de binnenkant van uw onderarm nat met een beetje water.




- 3 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.




- 4 Laat het over de binnenkant van uw onderarm glijden en wacht dan ongeveer een uur.

Als een mogelijke huidreactie binnen het uur afneemt, dan is het veilig om de kop op uw gezicht te gebruiken.



Eerste gebruik op het gezicht


Opmerking: Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, raden we u aan de huidverfrissende kop te gebruiken en deze slechts tweemaal over uw gezicht te laten gaan. Als u hierna geen last hebt van huidirritaties en uw huid is aan het apparaat gewend, dan kunt u het apparaat vaker over uw huid bewegen. Beweeg nooit meer dan 4 keer met de huidverfrissende kop of meer dan 6 keer met de huidverstevigende kop over uw huid.



- 1 Plaats de huidverfrissende kop op het handvat.



- 2 Voor nat gebruik: maak uw gezicht nat met wat water.



- 3 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.




- 4 Plaats de kop zodanig op uw wang dat u de zuiging kunt voelen.

Zorg ervoor dat er altijd volledig huidcontact is tussen de kop en de huid. Druk de kop echter niet te hard tegen het huidoppervlak aan.

- 5 Beweeg de kop voorzichtig in een rechte lijn omhoog, richting uw slaap, en wacht dan ongeveer een uur.

Als een mogelijke huidreactie binnen het uur afneemt, dan is het veilig om de kop op uw gehele gezicht te gebruiken (zie 'Algemeen gebruik').


De juiste kop selecteren



De VisaCare Prestige wordt geleverd met twee verschillende koppen:

- **Huidverfrissende kop voor dagelijks gebruik**
 - 2-4 bewegingen per gebied
 - Zachte scrub en massage
 - Milde/zachte Air Lift-werking

De huidverfrissende kop verwijdt op milde wijze de bovenste laag van dode huidcellen waarin zich melanine ophoopt. Dit stimuleert de bloedsomloop voor een jeugdige, gezonde gloed.



- **Huidverstevigende kop voor intenser gebruik: tweemaal per week**
 - maximaal gebruik: 2 keer per week
 - 4-6 bewegingen per gebied (start met 2-4 bewegingen)
 - intensere scrub en massage
 - sterkere Air Lift-werking

Gebruik de huidverstevigende kop om een diepere laag van de huid te stimuleren waar collageen wordt aangemaakt. Dit helpt de huid om meer huidcellen aan te maken en om de opperhuid te verdikken, voor een soepel, veerkrachtige huid.

We raden u aan tijdens de eerste behandeling de huidverfrissende kop te gebruiken om te kijken hoe uw huid reageert. Als uw huid bij de huidverfrissende kop geen tekenen van irritatie vertoont, kunt u de huidverstevigende kop proberen.

Tip: Voor een optimaal resultaat kunt u de huidverstevigende kop tweemaal per week gebruiken en de huidverfrissende kop op alle andere dagen. Dit houdt in dat u de huidverfrissende kop elke dag gebruikt, behalve op de dagen dat u de huidverstevigende kop gebruikt. Zie bijvoorbeeld het weekschema hieronder:

Dag	Gebruikte kop
maandag	 huidverfrissende kop
dinsdag	 huidverfrissende kop
woensdag	 huidverstevigende kop
donderdag	 huidverfrissende kop
vrijdag	 huidverfrissende kop
zaterdag	 huidverfrissende kop
zondag	 huidverstevigende kop

Waarschuwing: Gebruik nooit beide koppen op dezelfde dag. Dit kan leiden tot huidirritatie. Wanneer u een van de koppen hebt gebruikt, wacht u tot de volgende dag met het gebruik van de andere kop.


Waarschuwing: Stop het gebruik van de huidverstevigende kop één week voordat u wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid zonlicht (bijvoorbeeld als u op zonzakantie gaat). We raden u om vanaf het begin van de zomer een tijdje alleen de huidverfrissende kop te gebruiken.

Algemeen gebruik

Opmerking: Gebruik het apparaat elke dag voor het beste effect. Gebruik het apparaat niet vaker, om huidirritatie te voorkomen.

Waarschuwing: Controleer de kop zorgvuldig als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is, bijvoorbeeld na een val of stoot. Vervang de kop als deze beschadigd is. Gebruik geen beschadigde kop, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.

Tip: We raden u aan het apparaat 's avonds te gebruiken. Zo voorkomt u dat eventuele huidreacties overdag zichtbaar zijn. Een lichte roodheid van de huid en een warm tintelend gevoel zijn normaal en verdwijnen binnen één uur.




- 1 Plaats de gewenste kop op het apparaat.

Opmerking: Gebruik het apparaat niet zonder de kop. Dat is niet goed voor de huid en kan een ongewenste huidreactie veroorzaken.



- 2 Voor nat gebruik: bevochtig uw huid met wat water.



- 3 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.



- 4 Plaats de kop zodanig op uw kin dat u de zuigwerking kunt voelen. Zorg dat er altijd volledig contact is tussen de kop en uw huid. Druk de kop echter niet te hard tegen het huidoppervlak aan.
- 5 Beweeg de kop zachtjes en in rechte lijnen. De eerste afbeelding op de uitvouwbladzijde achter in de gebruiksaanwijzing laat zien hoe u het apparaat op het gezicht gebruikt.

Opmerking: Houd de kop niet op dezelfde plek nadat u deze op de huid hebt geplaatst.



Tip: Gebruik uw andere hand om de huid strak te trekken en vast te houden, en beweeg het apparaat van uw hand vandaan. Zo bereikt u gemakkelijker een goede zuigwerking, met name op de slapen en de wangen.

- 6 Gebruik het apparaat eerst op de kin en ga dan naar de wangen, het voorhoofd, de neus en de slapen. Laat het apparaat over alle gebieden van uw gezicht gaan. Bekijk de afbeelding met de verschillende gezichtsgebieden achter in deze handleiding.

Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet op de dunne en gevoelige huid onder of boven de ogen. Wanneer u het apparaat gebruikt op de fijne lijntjes naast uw ogen, plaats dan de vinger van uw andere hand in de hoek van uw ooglid en beweeg het apparaat van uw vinger vandaan.

- 7 Beweeg het apparaat een aantal keren over elk gebied, afhankelijk van het type kop en de conditie van uw huid:
 - Eerste gebruik: beweeg de kop voor dagelijks gebruik 1 of 2 keer over elk gebied.
 - Na enkele keren: beweeg de kop voor dagelijks gebruik 3 tot 4 keer over elk gebied of beweeg de kop voor normaal gebruik 2 keer over elk gebied.
 - Voor een optimaal resultaat: beweeg de kop voor dagelijks gebruik 4 keer over elk gebied of beweeg de kop voor normaal gebruik 6 keer over elk gebied.
- 8 Wanneer u alle gebieden hebt behandeld, drukt u op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. Een volledige behandeling duurt normaal gesproken maximaal 5 minuten.
- 9 Tijdens en na de behandeling voelt u het stimulerende massage-effect van het Air Lift System™, dat de bloedsomloop bevordert.

Tip: Probeer op gebieden waar volledig huidcontact lastig is, zoals het voorhoofd, het apparaat op een andere manier vast te houden. Zoek met verticale en horizontale bewegingen naar de beste manier om goed contact met uw huid te krijgen. U kunt ook uw hand stilhouden en in plaats daarvan uw hoofd bewegen.

Na de behandeling

Na de sessie brengt u een voedend masker, een vochtinbrengende crème, een dagcrème of een nachtcrème aan. Na elke sessie brengt u op de behandelde gebieden ten minste 3 dagen lang een zonnebrandcrème van minimaal (SPF) factor 30 aan.

Waarschuwing: houd gedurende 3 dagen nadat u het apparaat hebt gebruikt rekening met het volgende:

- Gebruik geen andere methode van mechanische of chemische exfoliatie.
- Laat uw gezicht niet ontharen met een elektrolyse- of harsbehandeling, en gebruik geen andere ontharingsmiddelen.


U kunt wel direct na gebruik van het apparaat make-up aanbrengen.

Reiniging en onderhoud


Waarschuwing: Dompel het apparaat niet in water.

Waarschuwing: Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat of de tips schoon te maken.


Opmerking: Reinig de kop na elk gebruik om hygiënische redenen en om verstopping van het filter te voorkomen. Gebruik alleen afwasmiddel of een alcoholoplossing (max. 70%) om de kop te reinigen.



1 Schakel het apparaat uit.



2 Verwijder de kop van het apparaat.




3 Maak de kop onder de kraan schoon met warm water (max. 70 °C) en wat afwasmiddel.

Tip: U kunt het schoonmaakborsteltje gebruiken om de kop schoon te maken.

Tip: Als de exfoliatiering vuil is, laat dan de kop gedurende 5-10 minuten weken in warm water met afwasmiddel of in een alcoholoplossing.

Opmerking: Maak het filter van de kop ondersteboven schoon om vuil dat in het filter is achtergebleven, weg te spoelen.

4 Droog de kop met een pluisvrije handdoek of laat hem aan de lucht drogen. Wanneer hij droog is, plaatst u hem terug op het apparaat.



5 Maak het apparaat schoon onder de kraan (max. 40 °C).

Opmerking: Gebruik alleen water om het apparaat schoon te maken.

6 Droog het apparaat af met een droge doek.

7 Maak de oplader met een vochtige doek schoon.

Gevaar: Houd de adapter en de oplader droog. Dompel ze nooit in water en spoel ze nooit af onder de kraan.

Opbergen

Bewaar het apparaat, met de kop erop bevestigd, in de oplaadstandaard of het etui.

Tip: Laat de kop die u het vaakst gebruikt op het apparaat zitten en bewaar de andere kop in het etui. Zo kunt u zich gemakkelijker aan uw gebruiksplan houden.

Opmerking: Bewaar een natte kop niet op het apparaat of in het etui.

Opmerking: Het is ongevaarlijk om een apparaat dat een beetje nat is, op te bergen op de oplaadhouder.

Vervanging

Voor een optimaal resultaat raden we u aan de huidverstevigende kop (SC6891, met de tekst '2x/week') elke zes maanden en de huidverfrissende kop (SC6895, met de tekst 'Daily') elke twee maanden te vervangen (of eerder als het scruboppervlak vervormd of beschadigd is). Vervangende koppen zijn verkrijgbaar op onze website.

Accessoires bestellen

Ga naar www.shop.philips.com/service of uw Philips-dealer om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

Recyclen



- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).




- Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EG). Lever uw product in bij een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum, waar de oplaadbare batterij deskundig wordt verwijderd.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De oplaadbare batterij verwijderen

Verwijder de oplaadbare batterijen alleen wanneer u het apparaat weggooit. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg dat de oplaadbare batterijen helemaal leeg zijn voordat u deze verwijderd.

Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap hanteert om het apparaat te openen en wanneer u de oplaadbare batterij verwijderd.



- 1 Verwijder het achter- en/of voorpaneel van het apparaat met een schroevendraaier en haal het binnenwerk uit het apparaat.
- 2 Verwijder de klemmen van het binnenwerk met een schroevendraaier.
- 3 Verwijder de elektronica uit het binnenwerk (1) en haal de accu eruit (2).

Garantie en ondersteuning

Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de internationale garantieverklaring.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de meest voorkomende problemen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Probleem	Oplossing
Ik weet niet of het apparaat geschikt is voor gebruik op mijn huid.	Controleer of het apparaat geschikt is voor uw huid (zie 'Contra-indicaties en andere waarschuwingen').
Het apparaat laadt niet op.	Controleer of de wandcontactdoos waarop het apparaat is aangesloten, naar behoren werkt. Controleer of de spanning die op het apparaat staat aangegeven, overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Controleer of u het apparaat goed in de houder hebt geplaatst. Als u een wandcontactdoos in een badkamerkastje gebruikt, moet u mogelijk het licht inschakelen om stroom te hebben. Als het lampje op het apparaat nog steeds niet gaat branden of als het apparaat nog steeds niet wordt opgeladen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centrum in uw land.
Het apparaat werkt niet meer.	Laad het apparaat op volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Controleer of er sprake is van een stroomstoring en of de wandcontactdoos naar behoren werkt. Controleer of het oplaadlampje op het apparaat gaat branden om er zeker van te zijn dat het apparaat wordt opgeladen. Controleer of u de aan-uitknop goed hebt ingedrukt. Als het apparaat dan nog steeds niet werkt, neemt u contact op met het Philips Consumer Care Centrum in uw land.
Het apparaat werkt niet tijdens het opladen.	Dit is een veiligheidsmaatregel. Het is niet de bedoeling dat het apparaat werkt tijdens het opladen. Laat het apparaat ongeveer 1 uur opladen voor een behandeling van 5 minuten.

Probleem	Oplossing
Mijn huid reageert op gebruik van het apparaat.	Direct na gebruik van dit apparaat kan lichte roodheid van de huid optreden. U kunt tijdens gebruik een warm, tintelend gevoel ervaren. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk binnen enkele minuten en worden in het algemeen als prettig ervaren. Het is mogelijk dat u een droge of schilferige huid, langdurige roodheid of zwelling ervaart. In dat geval hebt u het apparaat mogelijk te hard op uw gezicht gedrukt of te vaak over hetzelfde gezichtsgebied bewogen. Probeer tijdens de volgende behandeling minder druk op het apparaat uit te oefenen of het apparaat minder vaak over hetzelfde gebied te bewegen. In zeldzame gevallen kan het apparaat een blauwe plek, een blaas, een schram of pigmentverandering veroorzaken. Bijna alle huidveranderingen zullen binnen een week verdwijnen. Pigmentverandering zal binnen enkele weken of enkele maanden afnemen. Om mogelijke bijwerkingen te voorkomen, gebruikt u na de behandeling een dagcrème met zonnebescherming of een zonnebrandcrème. Dit helpt om zonnebrand te voorkomen. Het apparaat is getest en veilig bevonden voor gebruik indien het wordt gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Medicijnen of producten en hun mogelijke bijwerkingen kunnen individuele personen op verschillende manieren beïnvloeden. Er is altijd een mogelijkheid dat een zeldzame of voorheen onbekende bijwerking optreedt door het gebruik van dit apparaat of enig ander product. Neem daarom contact op met het Philips Consumer Care Centrum in het geval u een bijwerking ervaart die hierboven niet is genoemd.
Het is lastig om het apparaat over mijn huid te laten glijden/ik voel geen zuigkracht/het effect lijkt minder te zijn dan na vorige behandelingen.	Controleer of het filter verstopt is. Maak de kop schoon door deze onder de kraan af te spoelen. Als de exfoliatiering vuil is, laat u de kop 5-10 minuten weken in warm water met afwasmiddel. U kunt het schoonmaakborsteltje gebruiken om de kop schoon te maken. Zorg ervoor dat u het filter met de kop ondersteboven schoonmaakt om vuil weg te spoelen dat in het filter is achtergebleven. Droog de kop met een pluisvrije handdoek of laat hem aan de lucht drogen. Controleer of u de zuiging van het apparaat kunt voelen wanneer de kop eraf is gehaald: verwijder de kop en schakel dan het apparaat in. Wanneer u uw vinger op het gat plaatst, moet u de zuiging kunnen voelen. Als u de zuiging niet voelt, is het apparaat wellicht defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centrum in uw land.
Ik heb moeite de zuigkracht op mijn voorhoofd in stand te houden.	Houd het apparaat op verschillende manieren vast om de juiste hoek te vinden voor een goed contact tussen de kop en de huid van uw voorhoofd. Beweeg het apparaat langzaam over uw voorhoofd. U kunt proberen om uw hand stil te houden en in plaats daarvan uw hoofd te bewegen.
Ik weet niet wanneer ik de huidverstevigende kop kan gaan gebruiken.	Zodra u geen bijwerkingen ervaart van de huidverfrissende kop, kunt u de huidverstevigende kop proberen. Houd er rekening mee dat u een andere huidreactie kunt hebben als u een nieuwe behandelkop voor het eerst gebruikt. Geef uw huid wat tijd om te wennen aan de nieuwe kop.

Probleem	Oplossing
Kan ik het gebruik van de VisaCare Prestige combineren met zonnebaden?	Als u van plan bent van de zon te genieten (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie), dan raden we u aan te stoppen met het gebruik van de huidverstevigende kop vanaf één week voor de vakantie en gedurende de gehele periode waarin u veel in de zon komt. U kunt de huidverfrissende kop wel blijven gebruiken. We raden u aan om in ieder geval de eerste drie dagen na elke sessie een zonnebrandcrème met minimaal (SPF) factor 30 te gebruiken op de behandelde gebieden.
Mijn huid is nog gevoelig van de laatste sessie. Kan ik al beginnen met een nieuwe sessie?	Als uw laatste gebruik al 2 dagen of langer geleden is, dan kunt u de VisaCare Prestige opnieuw gebruiken. U kunt misschien beter voorzichtig zijn met het aantal malen dat u het apparaat over uw huid laat gaan. Maak geen overlappende banen.



© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.3780.2