

Кыргызча

Маанилүү

Микротолкундуу стерилизациялоочу баштыкты колдонуудан мурун колдонуучунун нускамасын кунт коюп окуп чыгыңыз жана келечекте колдонуу үчүн сактап коюңуз.

Көңүл буруңуз

- Стерилизациялоочу баштыкты балдар жетпей турган жерге коюңуз.
- Стерилизациялоочу баштыкка металл же электрондук буюмдарды салбаңыз.
- Бөлүктөрүнө зыян болбош үчүн, дайыма 60мл ичүүгө боло турган суу менен толтуруңуз.
- Стерилизациялоочу баштыкты иштетүүдө же ачууда абайлаңыз. Ичиндеги суу жана буу ысык.
- Микротолкундуу мештен стерилизациялоочу баштыкты алып чыгуудан мурун аны жок дегенде 2 мүнөт муздатыңыз.
- Стерилизацияланган буюмдарды кармоодон мурун колунуздун жууңуз.

Абайлаңыз

- Микротолкундуу мештин көрсөтмөлөрүн аткарыңыз жана сунушталгандан ашык ысытпаңыз.
- Бул стерилизациялоочу баштыкты микротолкундуу мешке ылайыксыз Avent буюмдарына колдонбоңуз, мисалы бөтөлкө жана учпу щеткасы (SCF145).
- Стерилизациялоочу баштыкты эч качан кадимки мешке же гриль мешине салбаңыз.

Стерилизациялоочу баштыкты колдонуу

Эскертүү: Стерилизациялоочу баштыкты 20 жолу колдонсо болот. Ар бир колдонгондон кийин белгилеңиз.

- 1** Бардык бөлүктөрдү ажыратып, тазалаңыз. Аларды жылуу, самын суу менен жууп, андан соң жакшылап чайкаңыз (Сур. 1).
- 2** Стерилизациялоочу баштыкка 60мл суу куюңуз (Сур. 2).
- 3** Стерилизациялай турган бөлүктөрүн стерилизациялоочу баштыкка салыңыз. Стерилизациялоочу баштыкты ашыкча толтурбаңыз (Сур. 3).
- 4** Стерилизациялоочу баштыкты бекем бууңуз (Сур. 4).
- 5** Стерилизациялоочу баштыкты микротолкундуу мештин ортосуна коюңуз. Аны металл торчосуна койбоңуз (Сур. 5).
- 6** Ылайыктуу микротолкундуу мештин ватт кубаттуулугун жана убактысын тандап, (төмөндү караңыз) аны иштетиңиз. Эгер сиздин микротолкундуу меште айлантуучу диск жок болсо, стерилизациялоочу баштыкты коопсуз жерден кармап, бир аз кыйшайтыңыз.

- 5 мүн. 600-750 W
- 3 мүн. 800-1100 W
- 1,5 мүн. > 1100 W

- 7** Стерилизациялоочу баштыкты микротолкундуу мештен алып чыгуудан мурун, аны жок дегенде 2 мүнөт муздатыңыз (Сур. 6).
- 8** Стерилизациялоочу баштыкты коопсуз жерден кармап, аны микротолкундуу мештен алып чыгыңыз (Сур. 7).
- 9** Стерилизациялоочу баштыкты өзүңүздөн алысыраак кармап, буусун буу чыгуучу тешиктен чыгарыңыз.
- 10** Ысык сууну буу чыгуучу жерден төгүп салыңыз. Колунуздун күйгүзүп алуудан абайлаңыз (Сур. 8).
- 11** Стерилизациялоочу баштыкты ачып, стерилизацияланган бөлүктөрдү алып чыгыңыз. Абайлаңыз, стерилизацияланган буюмдар дагы деле ысык болушу мүмкүн.
- 12** Стерилизацияланган буюмдар колдонууга даяр. Стерилизацияланган буюмдарды чайкап же кургатпаңыз.

Тоцикй

Мухим

Пеш аз истифода бурдани халтаи стерилизатсия тафдони мавчдор ин дастурамали истифодабарандаро бодикқат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Огоҳй

- Халтаи стерилизатсияро аз дастрасии кӯдакон нигоҳ доред.
- Ба халтаи стерилизатсия ашӯҳои металлӣ ё электронӣ нагузored.
- Ҳамеша бо 60мл оби сифати нӯшокӣ пур кунед, то вайрон нашавад.
- Ҳангоми коркард ё кушодани халтаи стерилизатсия эҳтиёт бошед. Об ва буғи даруни он гарм аст.
- Бигзоред халтаи стерилизатсия ҳадди аққал 2 дақиқа пеш аз он ки онро аз тафдони маҷдор бароред, хунук шавад.
- Пеш аз он ки ба ашӯи стерилизатсияшуда расед, дастҳои худро бишӯед.

Огоҳй

- Дастурҳои тафдони мавҷдори худро риоя кунед ва аз вақти тавсияшуда дарозтар гарм накунад.
- Ин халтаи стерилизатсияро барои стерилизатсия кардани ашӯи Avent, ки барои тафдони мавҷдор пешбини нашудаанд, ба мисли шиша ва маккак истифода набаред (SCF145).
- Ҳеч гоҳ халтаи стерилизатсияро дар тафдонҳои муқаррарӣ ё грили тафдон нагузored.

Истифодаи халтаи стерилизатсия

Эзоҳ: Халтаи стерилизатсияро то 20 маротиба истифода бурдан мумкин аст. Пас аз ҳар истифода куттиро тафтиш кунед.

- 1** Ҳама қисмҳоро ҷудо ва тоза кунед. Онҳоро дар оби гарм ва собун шуста, сипас бодикқат бишӯед. (Рас. 1).
- 2** Ба халтаи стерилизатсия 60 мл об резед (Рас. 2).
- 3** Қисмҳои стерилизатсияшавандаро дар халтаи стерилизатсия ҷойгир кунед. Халтаи стерилизатсияро аз ҳад зиёд пур накунад (Рас. 3).
- 4** Халтаи стерилизатсияро зич пӯшед (Рас. 4).
- 5** Халтаи стерилизатсияшударо дар маркази тафдони мавҷдор ҷойгир кунед. Онро ба грили металлӣ нагузored (Рас. 5).
- 6** Қудрат ва вақти мувофиқро интихоб кунед (ба поён нигаред) ва бигзоред, ки тафдонҳои мавҷдор кор кунанд. Агар тафдони мавҷдори шумо мизи гардишкунанда надoшта бошад, халтаи стерилизатсияро нисф гардонед ва онро дар ҷои бехатар нигоҳ доред.
- 5 дақ. бо шиддати 600-750 W
- 3 дақ. бо шиддати 800-1100 W
- 1,5 дақ. бо шиддати > 1100 W
- 7** Бигзоред халтаи стерилизатсия ҳадди аққал 2 дақиқа пеш аз он ки онро аз тафдони мавҷдор бароред, хунук шавад (Рас. 6).
- 8** Халтаи стерилизатсияро дар ҷои бехатар гиред ва аз тафдони мавҷдор хориҷ кунед. (Рас. 7).
- 9** Халтаи стерилизатсияро дар масофаи беҳавф аз худ нигоҳ доред ва бигзоред, ки буғи гарм аз ҳавои буғ берун шавад.
- 10** Оби гармро тавассути сӯроҳии буғ резед. Эҳтиёт бошед, ки дастҳоятонро насӯзонед (Рас. 8).
- 11** Халтаи стерилизатсияро кушоед ва қисмҳои стерилизатсияшударо хориҷ кунед. Эҳтиёт бошед, ашӯи стерилизатсияшуда ҳанӯз ҳам гарм хоҳад буд.
- 12** Маводҳои стерилизатсияшуда барои истифода омодаанд. Ашӯи стерилизатсияшударо нашӯед ё хушк накунад.

Türkmençe

Möhüm

Mikrotolkunda sterilizasiya etmek için haltajygy ulanmazdan ozal şu ulanyjy gollanmasyny üns bilen okañ we ony geljekde gollanmak için saklañ.

- Duýdurýş**
- Sterilizasiya haltajygyny çagalaryñ eli ýetmejek ýerde saklañ.
- Sterilizasiya haltajygyna metal ýa-da elektron zatlary salmañ.
- Bölöklere zeper ýetmeginiñ öñüni almak için elmydama 60ml agyz suwy bilen dolduryñ.
- Sterilizasiya haltajygyny elläniñizde ýa-da açanyñyzda seresap boluñ. Onuñ içindäki suw we bug gyzygn bolýar.
- Sterilizasiya haltajygyny mikrotolkunly peçden çykarmazdan ozal onuñ azyndan 2 minutlap sowamagyna maý beriñ.
- Sterilizasiya edilen zatlary ellemezden ozal elleriñizi ýuwuñ.
- Seresap boluñ**
- Mikrotolkunly pejiñizi gözükdirijilerini berjaý ediñ we maslahat berilýänden artykmaç gyzydyрмаñ.
- Şu sterilizasiya haltajygyny çüýşe we sorulýan bölögiñ çotgasy (SCF145) ýaly mikrotolkunda arassalanmaga ýaramsyz Avent närselerini sterilizasiya etmek için ulanmañ.
- Sterilizasiya haltajygyny hiç haçan adaty duhowka ýa-da peje salmañ.

Sterilizasiya haltajygyny ulanmak

Bellik: Sterilizasiya haltajygyny 20 gezege çenli ulanyyp bolýar. Her gezek ulanylanýndan soñ bir gutujyga bellik goýuñ.

- 1** Ähli bölökleri dargadyñ we arassalañ. Olary ýyly, sabynly suwda ýuwuñ, soñra oñat edip durlañ (Şekil 1).
- 2** Sterilizasiya haltajygyna 60ml suw guýuñ (Şekil 2).
- 3** Sterilizasiya ediljek zatlary sterilizasiya haltajygyna salyñ. Sterilizasiya haltajygyny çendenäşä doldurmañ (Şekil 3).
- 4** Sterilizasiya haltajygynyñ agzyny berk ýapyñ (Şekil 4).

- 5** Sterilizasiya haltajygyny mikrotolkunly pejiñ ortasyna yerleşdiriñ. Ony metal gözenegiñ üstünde goýmañ (Şekil 5).
- 6** Mikrotolkunly peçde degişli kuwwaty we wagty saýlañ (aşakdaky maglumatlara serediñ) hem-de mikrotolkunly pejiñ işlemegine maý beriñ. Eger mikrotolkunly pejiñizde aýlanýan taba ýok bolsa, sterilizasiya torbasyny howpsuz ýerinden tutmak arkaly ýarysýna çenli aýlañ.

- 5 min. 600-750 W
- 3 min. 800-1100 W
- 1,5 min. > 1100 W

- 7** Sterilizasiya haltajygyny mikrotolkunly peçden çykarmazdan ozal onuñ azyndan 2 minutlap sowamagyna maý beriñ (Şekil 6).
- 8** Sterilizasiya haltajygynyñ howpsuz ýerinden tutuñ we ony mikrotolkunly peçden çykaryñ (Şekil 7).
- 9** Sterilizasiya haltajygyny özüñizden howpsuz aralykda saklañ we bugunyñ bug çykýan agzyndan çykmagyna maý beriñ.
- 10** Gyzygn suwy bug çykýan agzyndan döküñ. Elleriñizi ýakmazlyk için seresap boluñ (Şekil 8).
- 11** Sterilizasiya haltajygyny açyñ we sterilizasiya edilen zatlary çykaryñ. Seresap boluñ - sterilizasiya edilen zatlar henizem gyzygn bolup biler.
- 12** Sterilizasiya edilen zatlar ulanyşa taýýar. Sterilizasiya edilen zatlary durlamañ ýa-da guratmañ.

O'zbek

Muhim

Mikroto'lqinli pechda sterillash qopidan foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik ma'lumot uchun saqlab qo'ying.

Ogohlantirish

- Sterillash qopini bolalar ololmaydigan joyda saqlang.
- Sterillash qopiga metall yoki elektron narsalarni solmang.
- Qismlar shikastlanishining oldini olish uchun har doim 60 ml ichimlik suvi soling.
- Sterillash qopini ushlaganda yoki ochganda ehtiyot bo'ling. Uning ichidagi suv va bug' issiq bo'lishi mumkin.
- Sterillash qopini mikroto'lqinli pechdan olishdan oldin uning kamida 2 daqiqa sovishini kuting.
- Sterillangan narsalarga teginishdan oldin qo'lingizni yuving.
- Diqqat**
- Mikroto'lqinli pechingiz ko'rsatmalariga amal qiling va tavsiya etilganidan ortiqcha qizdirmang.
- Ushbu sterillash qopidan butilka, so'rg'ich cho'tkasi kabi (SCF145) Avent'ning mikroto'lqinli pechda foydalanish xavfsiz bo'lmagan narsalarini sterillash uchun ishlatmang.
- Hech qachon sterillash qopini an'anaviy pech yoki pech-grilga qo'ymang.

Sterillash qopidan foydalanish

Eslatma: Sterillash qopidan 20 martagacha foydalanish mumkin. Har bir foydalanishdan keyin tegishli joyni belgilab qo'ying.

- 1** Barcha qismlarni ajratib oling va tozalang. Ularni iliq, sovunli suvda yuving va shundan keyin yaxshilab chaying (1-rasm).
- 2** Sterillash qopiga 60 ml suv soling (2-rasm).
- 3** Sterillanishi kerak bo'lgan qismlarni sterillash qopiga joylashtiring. Sterillash qopini ortiqcha to'ldirib yubormang (3-rasm).
- 4** Sterillash qopini mahkam yoping (4-pasm).
- 5** Sterillash qopini mikroto'lqinli pechning o'rtasiga joylashtiring. Uni metall gril ustiga joylashtirmang (5-rasm).
- 6** Mikroto'lqinli pechning quvvati va vaqtini tanlang (pastga qarang) va mikroto'lqinli pechni ishga tushiring. Agar mikroto'lqinli pechingizda aylanuvchi taglik bo'lmasa, sterillash qopini xavfsiz joydan ushlab turib, yarmigacha aylantiring.

- 5 daq. 600-750 W
- 3 daq. 800-1100 W
- 1,5 daq. > 1100 W

- 7** Sterillash qopini mikroto'lqinli pechdan olishdan oldin uning kamida 2 daqiqa sovishini kuting (6-rasm).
- 8** Sterillash qopini xavfsiz joyidan ushlang va uni mikroto'lqinli pechdan chiqarib oling (7-rasm).
- 9** Sterillash qopini o'zingizdan xavfsiz masofada ushlang va issiq bug'ning bug' teshigi orqali chiqib ketishini kuting.
- 10** Issiq suvni bug' teshigi orqali to'kib tashlang. Qo'llaringizni kuydirib olishdan ehtiyot bo'ling (8-rasm).
- 11** Sterillash qopini oching va sterillangan qismlarni chiqarib oling. Ehtiyot bo'ling, sterillangan qismlar hali ham issiq bo'lishi mumkin.
- 12** Sterillangan narsalar foydalanish uchun tayyor. Sterillangan narsalarni chaymang yoki quritmang.

PHILIPS

AVENT

SCF297



© 2021 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

3000.083.8216.1 (29/11/2021)



