

PHILIPS

sonicare


**Cordless
Power Flosser**


جهاز تنظيف ما بين الأسنان
القوي دون سلك

3000 Series
2000 Series

HX3806
HX3801







English 6
Français 21
Türkçe 37
العربية 52

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Cordless Power Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **philips.com/welcome**.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips (www.philips.com/support) and to the competent authority of the member state in which the user and / or patient is established.

Note: The accessories and features of different models vary. For example, some models come with a USB wall adapter or are equipped with multiple modes.

Warnings

- Use only with Philips WAA1001, WAA2001 or equivalent approved USB adapter with an output rating of 5Vdc, 2.5W.
- Keep the charger away from water.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Do not fill the reservoir with hot water. Hot water may cause burns.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.

- Stop using a damaged nozzle. Replace the nozzle every 6 months or sooner if signs of wear appear.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- Do not charge the product outdoors or near heated surfaces.
- The maximum altitude of use is 4420 meters.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This product has only been designed for cleaning teeth and gums. Do not use it for any other purpose. (for e.g. eyes, nose and ears).
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Charge and use the product at a temperature between 5 °C and 40 °C (41 °F and 104 °F).
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.

- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Intended Use

The Philips Sonicare Cordless Power Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and on the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use, normally used at least once a day. Use by children (ages 6+) should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Nozzle
- 2 Nozzle rotator
- 3 Nozzle release button
- 4 Handle (HX381W, HX386B, HX386W)
- 5 On/off button
- 6 Intensity indicator
- 7 Intensity button
- 8 Mode indicator (Specific models only)
- 9 Mode button (Specific models only)
- 10 Battery indicator light
- 11 USB-C Charging port
- 12 In-Reservoir Nozzle storage
- 13 Reservoir
- 14 Reservoir fill door
- 15 Nozzle case (Specific models only)
- 16 Travel pouch (Specific models only)
- 17 USB-C Charging cable

18 USB wall adapter (100-240 ~, 50/60 Hz, 3.5W)
(Specific models only)

Note: Wall adapter not included. Use only with Philips WAA1001, WAA2001 or equivalent approved USB adapter with an output rating of 5Vdc, 2.5W

* Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

The following symbols may appear on the product or package.




Read Operator's Manual.



Consult instructions for use.

Nozzles

To see what type of nozzles you have, check the code at the base of the nozzle. Each nozzle type provides different benefits.



Nozzle label	F1	F2	F3
Nozzle Name	Standard nozzle	Comfort nozzle	Quad Stream nozzle

Benefit

Standard nozzle with a single stream of water for removing debris and plaque.


Soft rubber nozzle for comfort and ease of positioning for those with sensitive gums.

Soft rubber nozzle that directs water into a cross-shaped stream that gently removes plaque for an effortlessly thorough clean.

Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Modes and intensities


Modes (Specific models only)



Depending on your model, your Cordless Power Flosser is equipped with either one or two different modes. If you have a device with two modes, press the mode button to toggle between standard clean mode and deep clean mode to select your desired mode. If you have a device with one mode, it is already in the clean mode.


Clean

This mode, with pacer, provides constant water pressure for a great clean.



The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the waterflow every 15 seconds.

This Cordless Power Flosser comes with the pacer activated.



To activate or deactivate the pacer

With the Cordless Power Flosser off, press and hold the intensity selection button for 3 seconds.

- When deactivated, the battery indicator light will flash amber once
- When activated, the battery indicator light will flash green twice

Deep clean:

This mode utilizes Pulse Wave technology, to guide you tooth by tooth, using strong and gentle pulses of water for a thorough clean.

With Pulse Wave technology the flow of the water increases and decreases in intensity, providing a brief pause during which you can move the nozzle to the next space between your teeth.

Intensities




Your Cordless Power Flosser comes with three different intensity settings. To change the intensity to the setting you prefer, press the intensity button.


Note: It is recommended to start using this Power Flosser on the lowest intensity and increase the intensity over the course of a few weeks.

Getting Started

Charging your Cordless Power Flosser




- 1 Gently pull and rotate the charging port cover on the back of the Cordless Power Flosser to expose the charging port.



- 2 Plug the USB-C charging cable into the USB-C charging port on the back of the Cordless Power Flosser.

Note: Make sure the handle is completely dry before you connect the USB-C cable.



- 3 Connect the USB cable into a 5V USB wall adapter.

Note: Wall adapter not included in all models. Only use a 5V IPX4 adapter.



- 4** The battery indicator flashes while charging (see 'Charging').

Note: It can take up to 8 hours to fully charge the battery, but you can use the Cordless Power Flosser before it is fully charged.

Note: Replace the charging port cover on the Cordless Power Flosser when not actively charging.

Filling the Reservoir

Fill the reservoir with lukewarm water. There are two easy ways to fill the reservoir.

Note: When filling reservoir, do not exceed the max fill line.

Note: Remove the charger from the Cordless Power Flosser prior to filling the reservoir and using the device.


Option 1:

Lift the flip top to the side of the reservoir and fill the reservoir through the quick side fill port.




Option 2:


- 1** Twist to detach the reservoir and fill the reservoir through the wide mouth opening.
- 2** Fill the reservoir.



- 3** Twist the reservoir to reattach.




Inserting and removing nozzles



Insert your preferred nozzle into the handle. Press the nozzle down until you hear a "click".


Note: Ensure the nozzle is fully inserted and flush with the top of the device.




To remove the nozzle, press the nozzle release button and pull the nozzle from the handle.

Using your Cordless Power Flosser

- 1 Before turning on the device, point the nozzle tip at the sink. Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser. Allow water to spray into the sink. Turn off the device once water dispenses from the device.
- 2 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle tip to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.




- 3 Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser.
- 4 With the Cordless Power Flosser turned on:




- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.

Note: For the Quad Stream nozzle press gently so that the nozzle tip is in contact with the gum line and the teeth.




- b Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth.



- c Continue to clean both inside (15 seconds) and outside (15 seconds) of your teeth for a total of 30 seconds in one arch of your mouth.

Note: Remember to clean the insides of your teeth.

Note: You can use the Nozzle Rotator to turn and position the nozzle tip to clean the insides of your teeth.




- d Repeat in the other arch of your mouth for another 15 seconds on the inside and 15 seconds on the outside until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.


Note: You can stop the water flow during use by pressing the on/off button on the Cordless Power Flosser.

Note: If you choose to refill the reservoir during use, turn the device off while refilling the reservoir and then pick up where you left off until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

Cleaning Orthodontic Brackets with the Quad Stream Nozzle



- 1 To clean around orthodontic brackets, place the nozzle tip over each bracket.



- 2 Gently rotate the nozzle tip around the bracket in a small circle before moving to the bracket on the next tooth.

After each use

- 1 Turn off the Cordless Power Flosser.
- 2 Detach and Empty the reservoir
- 3 Remove the nozzle from the handle by pushing the nozzle release button on the top of the handle
- 4 Rinse the nozzle under the tap
- 5 Dry any excess water from the nozzle, the outside of the handle, and the reservoir
- 6 Insert the nozzle back into the handle or utilize the in-reservoir nozzle storage feature (see 'Storage').

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Charging

Battery Status

This Cordless Power Flosser is designed to provide at least 25 flossing sessions, each session lasting 1 minute.



The battery indicator shows the battery status when you complete the 1 minute flossing session, or when you pause the Power Flosser.

When the Power Flosser is charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Charging	Flashing green

Note: The battery indicator will flash until fully charged. When it becomes fully charged while plugged in, the light will turn solid green for 30 seconds and then it will turn off

When the Power Flosser is not charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Medium	Flashing green
Low	Flashing amber
Empty	Flashing amber for 5 seconds and the Power Flosser turns off automatically

Note: When the low battery indicator appears, the Power Flosser is designed to provide at least 3 flossing sessions, each session lasting 1 minute.

Cleaning

The Cordless Power Flosser needs to be cleaned once a week. Clean the device and the accessories as follows. Accessories may vary by model.

Warning: Do not clean the Cordless Power Flosser while the charging cord and adapter are attached. Unplug the device and close the charging port cover before cleaning.

Reservoir

Gently remove the reservoir from the Cordless Power Flosser by twisting. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

Handle

When necessary, you can clean the handle by wiping with a soft cloth and mild soap.

Nozzles

- Regular cleaning: Remove the nozzle from the handle. Rinse the tip under warm water.
- Every few months, or if your nozzle becomes clogged: Soak the nozzle in a container of 2 parts water and 1 part vinegar for 5 minutes. Rinse the nozzle with warm water.

Internal components, hose and handle

Fill the reservoir with warm water and add 1-2 tablespoons of white vinegar. Point the nozzle at the sink and turn on the Cordless Power Flosser to run the solution through the Cordless Power Flosser until the reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

Nozzle Storage Case

The storage case can be hand washed in warm water with mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

Travel pouch

Clean the travel pouch by wiping with a soft cloth and a mixture of warm water with mild soap. Wipe the travel pouch with cloth to dry.

Storage


If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

In-Reservoir Nozzle Storage


Your Cordless Power Flosser is designed such that you can store one nozzle suspended from the bottom of the

Cordless Power Flosser handle into the reservoir. To use this functionality:


- 1 Twist reservoir to detach.




- 2 Remove the nozzle by pressing the nozzle eject button on the back of the handle.



- 3 Insert bottom of nozzle into the bottom of the Power Flosser.



- 4 Twist the reservoir to reattach.



Note: Be sure to dry the inside of the reservoir and the nozzle prior to using this functionality.

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Note: If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Warning: Do not place other items in the reservoir. In particular, do not store the charging cord or wall adapter in the reservoir

Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit **philips.com** or go to your local Philips Sonicare dealer.

Frequently asked questions

Question	Answer
Can I use mouthwash or essential oils in my reservoir?	It is not recommended to use essential oils in the reservoir. Mouthwash can be mixed with water and used in the reservoir. After using mouthwash, rinse the device to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running product with tip pointed into sink until reservoir is empty.
Will other nozzles fit on my Philips Sonicare Power Flosser?	Only Philips Sonicare Power Flosser nozzles will work with this device. Nozzles from other brands and Philips AirFloss nozzles are not compatible with this product.
How often do I need to replace my nozzle?	We advise you to replace your nozzle after 6 months of use. You can find more information about buying replacement parts at philips.com

Warranty and support

For product information, support and online user instructions, please visit: **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair

- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on **www.philips.com/support**.

Introduction

Bienvenue chez Philips ! Nous vous félicitons pour l'achat du nouveau Power Flosser sans fil Philips Sonicare. Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **philips.com/welcome**.

Informations de sécurité importantes

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser le produit, les batteries ainsi que les accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves.

Tout incident grave en lien avec ce dispositif doit être signalé à Philips (www.philips.com/support) ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Remarque : Les accessoires et les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles. Par exemple, certains modèles sont fournis avec un adaptateur mural USB et d'autres intègrent plusieurs modes.

Avertissements

- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur USB Philips WAA1001 ou WAA2001, ou un adaptateur approuvé équivalent d'une puissance de sortie de 5 Vcc, 2,5 W.
- Éloignez le chargeur de l'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires ou des consommables Philips d'origine.

- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude. L'eau chaude risque de provoquer des brûlures.
- N'exercez aucune pression excessive sur la pointe de la canule.
- Pour éviter les blessures physiques, ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude. Ne mettez pas d'objets étrangers dans le réservoir.
- Cessez d'utiliser la canule si elle est endommagée. Remplacez la canule tous les 6 mois ou plus tôt si vous constatez des signes d'usure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir « Garantie et assistance »).
- Ne chargez pas le produit en extérieur ou à proximité de surfaces chauffantes.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 4 420 mètres.
- Ne nettoyez aucune pièce du produit au lave-vaisselle.
- Ce produit a été conçu uniquement pour le nettoyage des dents et des gencives. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins. (par exemple, pour les yeux, le nez ou les oreilles).
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre dentiste/médecin en cas de saignement excessif après utilisation, si le saignement persiste après une semaine d'utilisation ou si vous ressentez une gêne ou une douleur.
- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des gencives, au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil de soins est personnel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.

- Chargez et utilisez le produit à une température comprise entre 5 °C et 40 °C (41 °F et 104 °F).
- Tenez le produit et les piles à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas les produits et leurs piles dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- Afin d'éviter que les piles ne surchauffent ou ne dégagent des substances toxiques ou dangereuses, le produit et les piles ne doivent pas être ouverts, modifiés, percés, endommagés ou démontés. Les piles ne doivent pas être court-circuitées ou surchargées et leur polarité ne doit pas être inversée.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Usage prévu

Le Power Flosser sans fil Philips Sonicare est un appareil d'hygiène bucco-dentaire destiné à éliminer la plaque dentaire et les résidus alimentaires logés sur et entre les dents, afin de prévenir les caries et améliorer et entretenir la santé des gencives. Ce produit est destiné à une utilisation domestique, en général au moins une fois par jour. Son utilisation par des enfants (de plus de 6 ans) nécessite la supervision d'un adulte.

Votre Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Canule
- 2 Rotateur de la canule
- 3 Bouton de déverrouillage de la canule

- 4 Manche (HX381W, HX386B, HX386W)
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Indicateur d'intensité
- 7 Bouton d'intensité
- 8 Indicateur de mode (certains modèles uniquement)
- 9 Bouton de mode (certains modèles uniquement)
- 10 Indicateur de batterie
- 11 Port de charge USB-C
- 12 Rangement des canules intégré au réservoir
- 13 Réservoir
- 14 Orifice de remplissage du réservoir
- 15 Étui de rangement des canules (certains modèles uniquement)
- 16 Housse de voyage (certains modèles uniquement)
- 17 Câble de charge USB-C
- 18 Adaptateur mural USB (100-240 ~, 50/60 Hz, 3,5 W) (certains modèles uniquement)

Remarque : L'adaptateur mural n'est pas fourni. N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur USB Philips WAA1001 ou WAA2001, ou un adaptateur approuvé équivalent d'une puissance de sortie de 5 Vcc, 2,5 W.

* Remarque : Le contenu de la boîte peut varier selon le modèle acheté.

Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou l'emballage.




Lire le mode d'emploi.



Consulter le mode d'emploi.

Canules

Pour connaître le type de canule que vous possédez, vérifiez le code situé à la base de la canule. Chaque type de canule offre des avantages différents.



Étiquette de la canule	F1	F2	F3
Nom de la canule	Canule Standard	Canule Comfort	Canule Quad Stream
Avantage	Canule standard à un seul jet d'eau pour éliminer les résidus et la plaque dentaire.	Canule en caoutchouc souple plus confortable et plus facile à positionner pour les utilisateurs aux gencives sensibles.	Canule en caoutchouc souple à jet en forme de croix qui élimine délicatement la plaque dentaire pour un nettoyage facile en profondeur.

Remarque : Selon le produit acheté, il est possible que tous les éléments indiqués ne soient pas fournis.

Modes et intensités

Modes (certains modèles uniquement)





Selon le modèle, le Power Flosser sans fil est équipé d'un ou de deux modes différents. Si votre appareil comprend deux modes, appuyez sur le bouton mode pour basculer entre le mode Clean et le mode Deep Clean et ainsi sélectionner le mode désiré. Si votre appareil comprend un seul mode, il est déjà en mode Clean (Nettoyage).

Clean

Ce mode, avec minuteur, envoie un jet d'eau à pression constante pour un nettoyage optimal.

Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Ce Power Flosser sans fil est livré avec le minuteur activé.



Pour activer ou désactiver le minuteur

Lorsque le Power Flosser sans fil est éteint, appuyez sur le bouton de sélection d'intensité et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

- Lorsque le minuteur est désactivé, l'indicateur de batterie clignote en orange une fois.
- Lorsque le minuteur est activé, l'indicateur de batterie clignote en vert deux fois.

Deep Clean :

Ce mode utilise la technologie Pulse Wave qui vous guide dent par dent en envoyant des jets d'eau à forte et faible pression pour un nettoyage en profondeur.

Avec la technologie Pulse Wave, l'intensité du débit d'eau augmente et diminue, offrant une brève pause pendant laquelle vous pouvez déplacer la canule sur l'espace interdentaire suivant.

Intensités




Votre Power Flosser sans fil intègre trois réglages d'intensité différents. Pour modifier l'intensité en fonction du réglage que vous préférez, appuyez sur le bouton d'intensité.


Remarque : Il est recommandé de commencer à utiliser le Power Flosser sans fil sur la plus faible intensité et d'augmenter l'intensité au fil des semaines.

Premiers pas

Chargement de votre Cordless Power Flosser




- 1 Tirez et tournez délicatement le couvercle du port de charge situé à l'arrière du Cordless Power Flosser pour faire apparaître le port de charge.



- 2 Branchez le câble de charge USB-C sur le port de charge USB-C à l'arrière du Cordless Power Flosser.

Remarque : Assurez-vous que le manche est complètement sec avant de brancher le câble USB-C.



- 3 Branchez le câble USB sur un adaptateur mural USB 5 V.

Remarque : L'adaptateur mural n'est pas fourni avec tous les modèles. Utilisez uniquement un adaptateur IPX4 5 V.



- 4 Le voyant de la batterie clignote pendant la charge (voir « Charge »).

Remarque : Une charge complète peut prendre jusqu'à 8 heures, mais vous pouvez utiliser le Cordless Power Flosser avant qu'il soit complètement chargé.

Remarque : Remplacez le couvercle du port de charge sur le Cordless Power Flosser lorsque ce dernier n'est pas en charge.

Remplissage du réservoir

Remplissez le réservoir d'eau tiède. Il existe deux moyens simples de remplir le réservoir.

Remarque : Lors du remplissage du réservoir, ne dépassez pas la ligne de remplissage maximal.

Remarque : Retirez le chargeur du Power Flosser sans fil avant de remplir le réservoir et d'utiliser l'appareil.




Option 1 :

Soulevez le couvercle rabattable sur le côté du réservoir et remplissez le réservoir par l'orifice latéral de remplissage rapide.

Option 2 :




- 1 Tournez le réservoir pour le détacher et le remplir par la grande ouverture.
- 2 Remplissez le réservoir.




- 3 Tournez le réservoir pour le remettre en place.

Insertion et retrait des canules



Insérez votre canule préférée dans le manche. Appuyez sur la canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Remarque : Assurez-vous que la canule est entièrement insérée et affleure le haut de l'appareil.




Pour retirer la canule, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez la canule du manche.

Utilisation de votre Power Flosser sans fil

- 1 Avant d'allumer l'appareil, dirigez l'embout de la canule vers le lavabo. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du manche pour allumer le Power Flosser sans fil. Laissez l'eau s'écouler dans le lavabo. Éteignez l'appareil une fois que toute l'eau s'est écoulée.




- 2 Placez l'embout de la canule dans votre bouche. Penchez-vous au-dessus du lavabo et fermez légèrement les lèvres sur l'embout de la canule pour éviter les éclaboussures. Entrouvrez suffisamment la bouche pour que l'eau puisse s'écouler dans le lavabo.




- 3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt du manche pour allumer le Power Flosser sans fil.
- 4 Une fois le Power Flosser sans fil allumé :

- a Positionnez l'embout de la canule juste au-dessus du sillon gingival à un angle de 90°.




Remarque : Pour la canule Quad Stream, appuyez doucement de sorte que l'embout de la canule soit en contact avec le sillon gingival et les dents.


- b En partant des dents du fond de la mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser l'embout de la canule le long du sillon gingival et faites une courte pause entre chaque dent.



- c Continuez à nettoyer l'intérieur (15 secondes) et l'extérieur (15 secondes) de vos dents, soit un total de 30 secondes par arcade dentaire.



Remarque : N'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.




Remarque : Vous pouvez faire pivoter la canule pour nettoyer l'intérieur de vos dents.

- d Répétez l'opération pour l'autre arcade dentaire pendant 30 secondes (15 secondes à l'intérieur, 15 secondes à l'extérieur), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant une durée totale d'au moins une minute.


Remarque : Vous pouvez arrêter le débit d'eau pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton marche/arrêt du Power Flosser sans fil.

Remarque : Si vous choisissez de remplir le réservoir pendant l'utilisation, éteignez l'appareil pendant le remplissage, puis reprenez là où vous vous étiez arrêté(e), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant une durée totale d'au moins une minute.

Nettoyage des bagues orthodontiques avec la canule Quad Stream



- 1 Pour nettoyer autour des bagues orthodontiques, placez l'embout de la canule sur chaque bague.



- 2 Tournez doucement l'embout de la canule autour de la bague en formant un petit cercle avant de passer à la bague de la dent suivante.

Après chaque utilisation

- 1 Éteignez le Power Flosser sans fil.
- 2 Détachez et videz le réservoir.
- 3 Retirez la canule du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du manche.

- 4 Rincez la canule sous le robinet.
- 5 Essuyez la canule, le manche et le réservoir.
- 6 Remettez la canule sur le manche ou placez-la dans le rangement intégré au réservoir (voir « Rangement »).

Remarque : Pour faciliter le séchage, gardez l'orifice latéral de remplissage du réservoir ouvert ou laissez le Power Flosser sans fil démonté entre deux utilisations.

Charge

Niveau de la batterie



Le Power Flosser sans fil est conçu pour fournir au moins 25 séances d'hydropulsion d'une minute chacune. L'indicateur de batterie affiche l'état de la batterie après chaque séance d'hydropulsion d'une minute ou lorsque vous mettez le Power Flosser sans fil en pause.

Lorsque le Power Flosser sans fil est en charge

Niveau de la batterie	Indicateur de batterie
Pleine	Vert fixe
En charge	Vert clignotant

Remarque : L'indicateur clignote jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée. Lorsque l'appareil est branché et la batterie complètement chargée, le voyant devient vert fixe pendant 30 secondes, puis s'éteint.

Lorsque le Power Flosser sans fil n'est pas en charge

Niveau de la batterie	Indicateur de batterie
Pleine	Vert fixe
Moyenne	Vert clignotant
Faible	Orange clignotant

Vide

Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes et le Power Flosser sans fil s'éteint automatiquement.

Remarque : Lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît, le Power Flosser sans fil peut fournir au moins 3 sessions d'hydropulsion d'une minute chacune.

Nettoyage

Le Power Flosser sans fil doit être nettoyé une fois par semaine. Nettoyez l'appareil et les accessoires comme suit. Les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Avertissement : Ne nettoyez pas le Power Flosser sans fil avec le câble de charge et l'adaptateur branchés. Débranchez l'appareil et fermez le couvercle du port de charge avant le nettoyage.

Réservoir

Retirez délicatement le réservoir du Power Flosser sans fil en le tournant. Le réservoir peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Manche

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le manche avec un chiffon et du savon doux.

Canules

- Nettoyage régulier : Retirez la canule du manche. Rincez-la à l'eau chaude.
- À intervalles de quelques mois, ou si votre canule s'encrasse : Faites tremper la canule dans un récipient contenant 2 volumes d'eau et 1 volume de vinaigre pendant 5 minutes. Rincez-la à l'eau chaude.

Composants internes, tuyau et manche

Remplissez le réservoir d'eau chaude et ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Dirigez la canule vers le lavabo et allumez le Power Flosser sans fil pour faire circuler la solution dans l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Rincez et recommencez l'opération avec un réservoir plein d'eau chaude propre.

Étui de rangement des canules

L'étui de rangement peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Housse de voyage

Nettoyez la housse de voyage avec un chiffon doux et un mélange d'eau chaude et de savon doux. Essuyez la pochette de voyage avec un chiffon pour la sécher.


Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.


Rangement des canules intégré au réservoir

Votre Power Flosser sans fil est conçu de telle sorte que vous pouvez ranger votre canule, tête en bas, dans le réservoir, à la base du manche. Pour utiliser cette fonctionnalité :


1 Tournez le réservoir pour le détacher.




2 Retirez la canule du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du manche.



3 Insérez le bas de la canule dans la base du Power Flosser sans fil.





4 Tournez le réservoir pour le remettre en place.

Remarque : Veillez à sécher l'intérieur du réservoir et la canule avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Remarque : Pour faciliter le séchage, gardez l'orifice latéral de remplissage du réservoir ouvert ou laissez le Power Flosser sans fil démonté entre deux utilisations.

Remarque : Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Avertissement : Ne placez pas d'autres éléments dans le réservoir. En particulier, n'y rangez pas le câble de charge ou l'adaptateur mural.

Remplacement

Remplacez les canules tous les 6 mois ou dès qu'elles sont endommagées. Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **philips.com** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips Sonicare local.

Foire aux questions

Question	Réponse
Puis-je utiliser du bain de bouche ou des huiles essentielles dans mon réservoir ?	L'utilisation d'huiles essentielles dans le réservoir est déconseillée. Vous pouvez mélanger le bain de bouche avec de l'eau et l'utiliser dans le réservoir. Après l'utilisation de bain de bouche, rincez l'appareil afin d'éviter tout risque d'obstruction. Remplissez partiellement le réservoir d'eau chaude et faites fonctionner le produit, pointe de la canule orientée vers le lavabo, jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Question	Réponse
D'autres canules sont-elles compatibles avec mon hydropulseur dentaire Philips Sonicare ?	Seules les canules dédiées à l'hydropulseur dentaire Philips Sonicare fonctionnent avec cet appareil. Les canules Philips AirFloss ou d'autres marques et ne sont pas compatibles avec ce produit.
À quelle fréquence dois-je remplacer ma canule ?	Nous vous conseillons de remplacer votre canule après 6 mois d'utilisation. Vous trouverez plus d'informations sur l'achat de pièces de rechange sur le site Web philips.com .

Garantie et assistance

Pour obtenir des informations sur le produit, une assistance ou des instructions d'utilisation en ligne, consultez le site suivant : **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas :

- Canules
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou de canules non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, une négligence, des modifications ou une réparation non autorisée.
- L'usure normale, y compris les ébréchures, les rayures, les abrasions, la décoloration ou l'affadissement des couleurs.

Recyclage



- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut du produit. Les instructions de retrait de la batterie rechargeable intégrée sont disponibles à l'adresse

www.philips.fr/support.

Giriş

Philips'e hoş geldiniz! Sonicare Cordless Power Flosser ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü **philips.com/welcome** adresinden kaydettirin.

Önemli güvenlik bilgileri

Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili olarak karşılaşılan ciddi olumsuz durumlar, Philips'e (www.philips.com/support sayfasından) ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu üye devletin yetkili resmi makamlarına bildirilmelidir.

Not: Farklı modellerin aksesuarları ve özellikleri farklılık gösterebilir. Örneğin, bazı modellerde USB duvar adaptörü yer alırken bazılarında birden fazla mod bulunmaktadır.

Uyarılar

- Yalnızca Philips WAA1001, WAA2001 veya 5Vdc, 2,5 W çıkış değerlerine sahip eş değer bir onaylı USB adaptörle kullanın.
- Şarj cihazını sudan uzak tutun.
- Bu cihazın çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı, sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın.
- Hazneye sıcak su doldurmayın. Sıcak su yanıklara neden olabilir.
- Başlık ucuna aşırı basınç uygulamayın.

- Fiziksel yaralanmaları önlemek için hazneyi sıcak suyla doldurmayın. Hazneye yabancı madde koymayın.
- Başlık hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Başlığı her 6 ayda bir veya yıpranma belirtileri oluşmuşsa daha erken değiştirin.
- Bu cihaz kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermemektedir. Cihaz hasar görürse, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun (bkz. 'Garanti ve destek').
- Ürünü dış mekânda veya sıcak yüzeylerin yakınında şarj etmeyin.
- Maksimum kullanım yüksekliği 4.420 metredir.
- Ürünün hiçbir parçasını bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Bu ürün sadece diş ve diş eti temizliği için tasarlanmıştır. Başka amaçlar için kullanmayın. (ör. göz, burun ve kulak).
- Kullanımdan sonra kanama meydana gelirse, bir haftalık kullanımdan sonra kanama devam ederse ya da rahatsızlık veya acı hissederseniz ürünü kullanmayı bırakıp diş hekiminize veya doktorunuza başvurun.
- Son 2 ay içinde bir diş veya diş eti ameliyatı geçirdiyseniz, bu cihazı kullanmadan önce diş hekiminize danışın.
- Kalp pili ya da ameliyatla takılan başka bir cihaz kullanıyorsanız, ağız duşunu kullanmadan önce doktorunuza ya da üreticiye danışın.
- Tıbbi açıdan bilgi almak için bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Bu cihaz bir kişisel bakım cihazıdır ve diş muayenelerinde veya hastanelerde birden fazla hasta üzerinde kullanılmamalıdır.
- Cihazı 5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin ve kullanın.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Ürün aşırı ısınır veya üründen koku gelirse, renk değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı bırakıp Philips ile iletişime geçin.

- Ürünleri ve pilleri mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili delmemeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın ve hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yüklemeye veya tersine yükleme yapmayın.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Kullanım Amacı

Philips Sonicare Cordless Power Flosser, diş çürümelerini azaltmak ve diş eti sağlığını iyileştirip korumak için diş plağını ve dişlerin arasındaki ve üzerindeki gıda kalıntılarını temizlemek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, tüketicilerin günde en az bir kez evde kullanımı için tasarlanmıştır. Çocuklar (6 yaş ve üzeri) tarafından kullanımı yetişkin gözetiminde olmalıdır.

Philips Sonicare Power Flosser cihazınız

- 1 Başlık
- 2 Başlık döndürücü
- 3 Başlık çıkarma düğmesi
- 4 Sap (HX381W, HX386B, HX386W)
- 5 Açma/kapama düğmesi
- 6 Yoğunluk göstergesi
- 7 Yoğunluk düğmesi
- 8 Mod göstergesi (Yalnızca belirli modellerde)
- 9 Mod düğmesi (Yalnızca belirli modellerde)
- 10 Pil gösterge ışığı
- 11 USB-C Şarj bağlantı noktası
- 12 Hazne İç Başlık saklama alanı
- 13 Hazne
- 14 Hazne doldurma kapağı

- 15 Başlık çantası (Yalnızca belirli modellerde)
- 16 Seyahat çantası (Yalnızca belirli modellerde)
- 17 USB-C Şarj kablosu
- 18 USB duvar adaptörü (100-240 ~, 50/60 Hz, 3,5 W)
(Yalnızca belirli modellerde)

Not: Duvar adaptörü dahil değildir. Yalnızca Philips WAA1001, WAA2001 veya 5Vdc, 2,5 W çıkış değerlerine sahip eş değer bir onaylı USB adaptörle kullanın

* Not:Kutunun içeriği satın alınan modele göre değişiklik gösterebilir.

Ürün veya paket üzerinde aşağıdaki simgeler yer alabilir.




Kullanım Kılavuzunu okuyun.



Kullanım talimatlarına bakın.

Başlıklar

Sahip olduğunuz başlıkların türünü öğrenmek için başlığın alt kısmındaki kodu kontrol edin. Her başlık türü farklı avantajlar sunar.



Başlık etiketi	F1	F2	F3
Başlık Adı	Standard başlık	Comfort başlık	Quad Stream başlık

İşlev

Kalıntıları ve plağı temizlemek için tekli su akışı sağlayan Standard başlık.

Hassas diş etlerine sahip olanlar için rahatlık ve konumlandırma kolaylığı sağlayan yumuşak kauçuk başlık.

Diş plağını derinlemesine zahmetsizce temizlemek için suyu çapraz bir akışa yönlendiren yumuşak kauçuk başlık.


Not: Satın alınan ürün yapılandırmasına bağlı olarak gösterilen tüm parçalar kutu içeriğinde yer almayabilir.

Modlar ve yoğunluklar**Modlar (Sadece belirli modellerde)**

Modelinize bağlı olarak Cordless Power Flosser cihazınız bir veya iki farklı moda sahiptir. İki modlu bir cihazınız varsa istediğiniz modu seçmek için mod düğmesine basarak standart Clean modu ile Deep Clean modu arasında geçiş yapın. Tek modlu bir cihazınız varsa cihazınız Clean modunda gelir.

Clean

Bu zamanlayıcı mod, mükemmel bir temizlik için sabit su basıncı sağlar.



Zamanlayıcı, ağzınızın bir sonraki bölümüne ne zaman geçmeniz gerektiğini her 15 saniyede bir su akışında kısa bir duraksama ile gösterir.

Bu Cordless Power Flosser, zamanlayıcısı etkin şekilde gelir.

**Zamanlayıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için**


Cordless Power Flosser kapalıyken yoğunluk seçimi düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Devre dışı bırakıldığında pil göstergesi ışığı bir kez sarı renkte yanıp söner
- Etkinleştirildiğinde pil göstergesi ışığı iki kez yeşil renkte yanıp söner

Deep Clean:


Bu mod, derinlemesine bir temizlik için güçlü ve nazik su atışlarıyla bir diştten diğerine sizi yönlendirmek amacıyla Pulse Wave teknolojisini kullanır.

Pulse Wave teknolojisi ile su akışının yoğunluğu artıp azalarak kısa süreli bir duraksama anı sağlar, böylece başlığı dişleriniz arasında bir sonraki bölüme geçirmek için hareket ettirebilirsiniz.


Yoğunluklar

Cordless Power Flosser cihazınız, üç farklı yoğunluk ayarıyla birlikte gelir. Yoğunluğu istediğiniz şekilde ayarlamak için yoğunluk düğmesine basın.

Not: Bu Power Flosser'ı en düşük yoğunlukta kullanmaya başlamanız ve yoğunluğu birkaç hafta boyunca zamanla artırmamız önerilir.


Başlangıç**Cordless Power Flosser Cihazınızı Şarj Etme**

- 1 Şarj bağlantı noktasını görmek için Cordless Power Flosser'ın arka kısmındaki şarj bağlantı noktası kapağını nazikçe çekip döndürün.




- 2 USB-C şarj kablosunu Cordless Power Flosser'ın arkasındaki USB-C şarj bağlantı noktasına takın.

Not: USB-C kablosunu bağlamadan önce kolun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.



- 3 USB kablosunu bir 5 V USB duvar adaptörüne bağlayın.

Not: Duvar adaptörü tüm modellerde bulunmamaktadır. Yalnızca bir 5 V IPX4 adaptör kullanın.



- 4** Pil göstergesi şarj sırasında yanıp söner (bkz. 'Şarj etme').

Not: Pilin tamamen şarj olması 8 saat kadar sürebilir ancak Cordless Power Flosser'ı tam olarak şarj olmadan da kullanabilirsiniz.

Not: Aktif olarak şarj olmadığında Cordless Power Flosser'daki şarj bağlantı noktası kapağını değiştirin.

Haznenin Doldurulması

Hazneyi ılık suyla doldurun. Hazneyi doldurmanın iki kolay yolu vardır.

Not: Hazneyi doldururken maksimum dolum çizgisini aşmayın.

Not: Hazneyi doldurmadan ve cihazı kullanmadan önce şarj cihazını Cordless Power Flosser'dan çıkarın.


1. Seçenek:

Kapağı haznenin üst kısmına doğru kaldırın ve hızlı yandan doldurma bağlantı noktasından hazneyi doldurun.



2. Seçenek:


- 1 Hazneyi döndürerek çıkarın ve geniş ağız açıklığından hazneyi doldurun.
- 2 Hazneyi doldurun.



- 3 Hazneyi döndürerek yeniden takın.




Başlıkların takılması ve çıkarılması



İstedığınız başlığı sapa takın. Başlığı "klik" sesi duyana kadar bastırın.

Not: Başlığın tamamen takıldığından ve cihazın üst kısmıyla aynı hizada olduğundan emin olun.




Başlığı çıkarmak için başlık çıkarma düğmesine basın ve başlığı saptan çıkarın.

Cordless Power Flosser'ı Kullanma


- 1 Cihazı açmadan önce başlık ucunu lavaboya doğru tutun. Cordless Power Flosser'ı açmak için saptaki açma/kapa düğmesine basın. Suyun lavaboya akmasını bekleyin. Su cihazdan atıldıktan sonra cihazı kapatın.
- 2 Başlık ucunu ağızınıza yerleştirin. Lavaboya eğilin ve başlık ucu ağızınızdayken sıçramayı engellemek için ağızınızı hafifçe kapatın. Ağızındaki suyun lavaboya akmasını sağlamak için ağızınızı bir miktar aralık bırakın.
- 3 Cordless Power Flosser'ı açmak için saptaki açma/kapa düğmesine basın.
- 4 Cordless Power Flosser açıkken:






- a Başlığın ucunu, diş eti çizgisinin hemen üzerine 90° açıyla yerleştirin.

Not: Quad Stream başlıklarda başlık ucunun diş eti çizgisi ve dişlerle temas etmesini sağlamak için hafifçe bastırın.




- b Üst veya alt çenenizdeki arka dişlerinizden başlayarak başlığın ucunu diş eti çizgisi boyunca kaydırın ve her bir diş arasında kısa bir süre duraklayın.



- c Alt ve üst çenenin her biri için dişlerin iç (15 saniye) ve dış (15 saniye) kısımlarını toplam 30 saniye süreyle temizlemeye devam edin.

Not: Dişlerinizin iç kısımlarını temizlemeyi unutmayın.

Not: Dişlerinizin iç kısımlarını temizlemek amacıyla başlık ucunu döndürmek ve konumlandırmak için Başlık Döndürücü'yü kullanabilirsiniz.




- d Aynı işlemi hem üst hem de alt çene için iç kısımda 15 saniye ve dış kısımda 15 saniye süreyle tekrar ederek dişlerinizin etrafındaki ve aralarındaki tüm alanları toplamda en az bir dakika süreyle temizleyin.


Not: Cordless Power Flosser'daki açma/kapama düğmesine basarak kullanım sırasında su akışını durdurabilirsiniz.

Not: Kullanım sırasında hazneyi yeniden doldurmak isterseniz hazneyi doldururken cihazı kapatın ve ardından dişlerinizin etrafındaki ve aralarındaki tüm alanları toplamda en az bir dakika süreyle temizleyene kadar kaldığınız yerden devam edin.

Quad Stream Başlık ile Diş Tellerini Temizleme



- 1 Diş tellerinin etrafındaki alanları temizlemek için başlık ucunu her bir telin üzerine yerleştirin.



- 2 Diğer dişteki tele geçmeden önce başlık ucunu, küçük dairesel hareketlerle tel üzerinde nazikçe gezdirin.

Her kullanımdan sonra

- 1 Cordless Power Flosser'ı kapatın.
- 2 Haznenin çıkarılması ve boşaltılması
- 3 Sapın üst kısmındaki başlık çıkarma düğmesine basarak başlığı saptan ayırın
- 4 Başlığı musluk altında durulayın
- 5 Başlık, sapın dış kısmı ve haznedeki kalan suyu temizleyin
- 6 Başlığı sapa geri takın veya hazne içi başlık saklama özelliğini kullanın (bkz. 'Depolama').

Not: Kurutmayı işlemini kolaylaştırmak için haznenin yan doldurma bağlantı noktası kapağını açık tutun veya Cordless Power Flosser'ı kullanımlar arasında sökülü şekilde bırakın.

Şarj etme

Pil Durumu

Bu Cordless Power Flosser, her biri 1 dakika süren en az 25 temizleme seansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Pil göstergesi, 1 dakikalık temizleme seansını tamamladığınızda veya Power Flosser'ı duraklattığınızda pil durumunu gösterir.

Power Flosser şarj olurken

Pil durumu	Pil göstergesi
Dolu	Sabit yeşil
Şarj oluyor	Yanıp sönen yeşil

Not: Tamamen şarj olana kadar pil göstergesi yanıp sönecektir. Prize takılıken tamamen şarj olduğunda ışık 30 saniye boyunca sabit yeşil renkte yanar ve ardından kapanır

Power Flosser şarj olmadığında

Pil durumu	Pil göstergesi
Dolu	Sabit yeşil
Orta	Yanıp sönen yeşil
Düşük	Yanıp sönen sarı
Boş	5 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra Power Flosser otomatik olarak kapanır

Not: Power Flosser, düşük pil göstergesi görüldüğünde her seansı 1 dakika süren en az 3 temizleme seansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Temizlik

Cordless Power Flosser'ın haftada bir kez temizlenmesi gerekir. Cihazı ve aksesuarları aşağıda açıklanan şekilde temizleyin. Aksesuarlar modele göre farklılık gösterebilir.

Uyarı: Şarj kablosu ve adaptör takılıken Cordless Power Flosser'ı temizlemeyin. Temizlemeden önce cihazın fişini çekin ve şarj bağlantı noktası kapağını kapatın.

Hazne

Hazneyi döndürerek Cordless Power Flosser'dan yavaşça çıkarın. Hazne, ılık su ve sert olmayan bir sabun ile elde yıkanabilir veya bulaşık makinesinin üst bölümünde temizlenebilir.

Sap

Gerektiğinde yumuşak bir bez ve sert olmayan bir sabunla silerek sapı temizleyebilirsiniz.

Başlıklar

- Düzenli temizleme: Başlığı saptan çıkartın. Ucunu ılık suyun altında yıkayın.
- Birkaç ayda bir veya başlığınız tıkanıldığında: Başlığı, 2 ölçek su ve 1 ölçek sirke bulunan bir kapta 5 dakika boyunca bekletin. Başlığı ılık suyla durulayın.

İç kısımdaki parçalar, hortum ve sap

Hazneyi sıcak suyla doldurun ve 1-2 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Başlığı lavaboya tutun ve solüsyonun Cordless Power Flosser'dan geçmesini sağlamak için Cordless Power Flosser'ı hazne boşalana kadar çalıştırın. Tüm hazneyi temiz sıcak suyla doldurarak durulama işlemini tekrarlayın.

Başlık Saklama Çantası

Saklama çantası, ılık su ve sert olmayan bir sabun ile elde yıkanabilir veya bulaşık makinesinin üst bölümünde temizlenebilir.

Seyahat çantası

Seyahat çantasını yumuşak bir bezle ve sert olmayan bir sabun ile ılık su karışımıyla silerek temizleyin. Seyahat çantasını kurulamak için bezle silin.

Depolama


Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız prizden çıkarın, temizleyin ve doğrudan güneş ışığı görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Hazne İç Başlık Saklama Alanı


Cordless Power Flosser cihazınız, bir başlığı Cordless Power Flosser sapının alt kısmında hazneye asarak saklayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği kullanabilmek için:



1 Hazneyi döndürerek çıkarın.



2 Sapın arkasındaki başlık çıkarma düğmesine basarak başlığı çıkarın.



3 Başlığın alt kısmını Power Flosser'ın alt kısmına takın.



4 Hazneyi döndürerek yeniden takın.

Not: Bu özelliği kullanmadan önce haznenin iç kısmını ve başlığı kurulamayı unutmayın.

Not: Kurutmayı işlemi kolaylaştırmak için haznenin yan doldurma bağlantı noktası kapağını açık tutun veya Cordless Power Flosser'ı kullanımlar arasında sökölü şekilde bırakın.

Not: Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız prizden çıkarın, temizleyin ve doğrudan güneş ışığı görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Uyarı: Hazneye başka nesne koymayın. Özellikle şarj kablosunu veya duvar adaptörünü haznenin içinde saklamayın

Değişim

Başlıkları 6 ayda bir veya hasar gördüğünde hemen değiştirin. Aksesuar veya yedek parça satın almak için

philips.com adresini ziyaret edin ya da yerel Philips Sonicare bayinize gidin.

Sıkça sorulan sorular

Soru	Cevap
Haznemde ağız bakım suyu veya esansiyel yağ kullanabilir miyim?	Haznede esansiyel yağ kullanılması önerilmez. Ağız bakım suyu, suyla karıştırılarak haznede kullanılabilir. Ağız bakım suyunu kullandıktan sonra, tıkanmasını önlemek için hazneyi bir miktar sıcak suyla doldurun ve başlık ucunu lavaboya doğru tutup hazne boşalana kadar çalıştırarak cihazı durulayın.
Diğer başlıklar Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu cihazım ile uyumlu mu?	Bu cihaz yalnızca Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu başlıkları ile çalışır. Diğer markalara ait başlıklar ve Philips AirFloss başlıkları bu ürün ile uyumlu değildir.
Başlığımı ne sıklıkta değiştirmeliyim?	Başlığınızı her 6 aylık kullanımdan sonra değiştirmenizi öneririz. Yedek parça satın alma hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin: philips.com

Garanti ve destek

Ürün bilgileri, destek ve çevrimiçi kullanıcı talimatları için lütfen şu adresi ziyaret edin: **www.philips.com/support** ya da uluslararası garanti broşürünü okuyun.

Garanti sınırlamaları

Aşağıdakiler, uluslararası garanti kapsamında değildir:

- Başlıklar
- Onaylanmamış yedek parça veya başlık kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar.
- Yanlış kullanım, amaç dışı kullanım, ihmal, modifikasyon veya yetkisiz kişilerce yapılan onarım kaynaklı hasarlar
- Çentikler, çizikler, aşınma, renk değiştirme veya solmayı kapsayan normal yıpranma

Geri dönüşüm



- Bu simge, ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
- Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Dahili şarj edilebilir pili çıkarma

Ürün atıldığında, dahili şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından çıkarılması gerekir. Dahili şarj edilebilir pillerin çıkarılmasına ilişkin talimatlara

www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

إعادة التدوير

- يعني هذا الرمز أنه لا يجوز التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.
- اتبع قواعد بلدك الخاصة بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات.

**إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن**

يجب إزالة البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن بواسطة متخصص مؤهل عند التخلص من المنتج. يمكن العثور على تعليمات إزالة البطاريات المدمجة القابلة لإعادة الشحن على www.philips.com/support.

الاستبدال

استبدل الفوهات كل 6 أشهر أو فوراً عند تلفها. لشراء ملحقات أو قطع غيار، تفضل بزيارة philips.com أو انهب إلى وكيل Philips Sonicare المحلي.

الأسئلة المتداولة

السؤال	الإجابة
هل يمكنني استخدام غسول الفم أو الزيوت العطرية في الخزان الخاص بي؟	لا ينصح باستخدام الزيوت العطرية في الخزان. يمكن خلط غسول الفم بالماء واستخدامه في الخزان. بعد استخدام غسول الفم، اغسل الجهاز لمنع الانسداد عن طريق ملء الخزان جزئياً بالماء الدافئ وتشغيل المنتج مع توجيه طرف إلى الحوض حتى يصبح الخزان فارغاً.
هل تتناسب الفوهات الأخرى مع جهاز Philips Sonicare Power Flosser؟	ستعمل فقط فوهات Philips Sonicare Power Flosser مع هذا الجهاز. الفوهات من ماركات أخرى وفوهات Philips AirFloss غير متوافقة مع هذا المنتج.
كم مرة أحتاج إلى استبدال الفوهة الخاصة بي؟	ننصحك باستبدال الفوهة بعد 6 أشهر من الاستخدام. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول شراء قطع الغيار على philips.com

الضمان والدعم

للحصول على معلومات المنتج والدعم وتعليمات المستخدم عبر الإنترنت، يُرجى زيارة: www.philips.com/support أو قراءة نشرة الضمان الدولية.

قيود الضمان

- لا تغطي شروط الضمان الدولي ما يلي:
- الفوهات
 - التلف الناتج عن استخدام قطع غيار غير مصرح بها أو فوهات غير مصرح بها
 - الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو التعديلات أو الإصلاح غير المصرح بها
 - البلى والقطع العاديين، بما في ذلك الرقائق والحدوش والتآكل وتغير اللون أو البهتان


تخزين الفوهة بالخزان

تم تصميم (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser الخاص بك بحيث يمكنك تخزين فوهة واحدة متدلية من أسفل مقبض (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser في الخزان. لاستخدام هذه الوظيفة:

- 1 قم بلف الخزان للفصل.



- 2 قم بإزالة الفوهة بالضغط على زر إخراج الفوهة في الجزء الخلفي من المقبض.



- 3 أدخل الجزء السفلي من الفوهة في الجزء السفلي من جهاز تنظيف الأسنان اللاسلكي Power Flosser.



- 4 قم بلف الخزان لإعادة توصيله.

ملاحظة: تأكد من تجفيف الجزء الداخلي من الخزان والفوهة قبل استخدام هذه الوظيفة.

ملاحظة: لتسهيل التجفيف، احتفظ بباب منفذ التعبئة الجانبي للخزان مفتوحاً أو اترك (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser مفككتاً بين الاستخدامات.

ملاحظة: إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت، فافصله عن مأخذ التيار الكهربائي، ونظفه واحفظه في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

تحذير: لا تضع أشياء أخرى في الخزان. على وجه الخصوص، لا تقم بتخزين سلك الشحن أو المحول الحائطي في الخزان

تحذير: لا تقم بتنظيف (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser أثناء توصيل سلك الشحن والمهايئ. افصل الجهاز وأغلق غطاء منفذ الشحن قبل التنظيف.

الخزان

قم بإزالة الخزان برفق من (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser عن طريق لفه. يمكن غسل الخزان يدويًا بالماء الدافئ والصابون المعتدل أو تنظيفه بالرف العلوي لغسالة الأطباق.

المقبض

عند الضرورة، يمكنك تنظيف المقبض عن طريق المسح بقطعة قماش ناعمة وصابون لطيف.

الفوهات

- التنظيف المنتظم: قم بإزالة الفوهة من المقبض. اشطف الحافة تحت الماء الدافئ.
- كل بضعة أشهر، أو في حالة انسداد الفوهة: انقع الفوهة في وعاء به مقداران من الماء ومقدار من الخل لمدة 5 دقائق. اشطف الفوهة بالماء الدافئ.

المكونات الداخلية والخرطوم والمقبض

املأ الخزان بالماء الدافئ وأضف 1-2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. قم بتوجيه الفوهة إلى الحوض وتشغيل (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser لتشغيل المحلول من خلال (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser حتى يصبح الخزان فارغًا. اشطفها بالترتيب بخزان كامل من الماء الدافئ النظيف.

علبة تخزين الفوهات


يمكن غسل علبة التخزين يدويًا بالماء الدافئ مع صابون معتدل أو تنظيفها بالرف العلوي لغسالة الأطباق.

حقبة السفر

نظف حقبة السفر عن طريق المسح بقطعة قماش ناعمة وخليط من الماء الدافئ مع صابون لطيف. امسح حقبة السفر بقطعة قماش لتجف.

التخزين

إنما كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت، فافصله عن مأخذ التيار الكهربائي، ونظفه واحفظه في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.



يظهر مؤشر البطارية حالة البطارية عند إكمال جلسة تنظيف الأسنان لمدة دقيقة واحدة، أو عند إيقاف جهاز تنظيف الأسنان اللاسلكي Power Flosser مؤقتًا.

عند شحن جهاز تنظيف الأسنان اللاسلكي Power Flosser

مؤشر البطارية	حالة البطارية
أخضر ثابت	ممتلئ
الوميض باللون الأخضر	الشحن
ملاحظة: سيومض مؤشر البطارية حتى يتم الشحن بالكامل. عندما يصبح مشحونًا بالكامل أثناء توصيله، سيتحول الضوء إلى اللون الأخضر الثابت لمدة 30 ثانية ثم ينطفئ	
عند <u>عدم</u> شحن جهاز تنظيف الأسنان اللاسلكي Power Flosser	
مؤشر البطارية	حالة البطارية
أخضر ثابت	ممتلئ
الوميض باللون الأخضر	متوسط
وميض باللون الكهرماني	منخفضة
يومض باللون الكهرماني لمدة 5 ثوانٍ ويتم إيقاف تشغيل جهاز تنظيف الأسنان اللاسلكي Power Flosser تلقائيًا	فارغة

ملاحظة: عندما يظهر مؤشر انخفاض مستوى البطارية، تم تصميم جهاز تنظيف الأسنان اللاسلكي Power Flosser لتوفير 3 جلسات تنظيف بالخيط على الأقل، وتستغرق كل جلسة دقيقة واحدة.


التنظيف

يحتاج (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser إلى التنظيف مرة واحدة في الأسبوع. قم بتنظيف الجهاز وملحقاته كما يلي. قد تختلف الملحقات حسب الموديل.


ملاحظة: إذا اخترت إعادة ملء الخزان أثناء الاستخدام، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء إعادة ملء الخزان ثم تابع من حيث توقفت حتى يتم تنظيف جميع الفراغات حول الأسنان وبينها لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

تنظيف الأقواس التقويمية باستخدام فوهة Quad Stream

1 للتنظيف حول حوامل تقويم الأسنان، ضع طرف الفوهة فوق كل حامل.



2 قم بتدوير طرف الفوهة برفق حول القوس في دائرة صغيرة قبل الانتقال إلى الحامل في السن التالي.



بعد كل استخدام

- 1 قم بإيقاف تشغيل (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser.
- 2 قم بفصل وتفريغ الخزان
- 3 قم بإزالة الفوهة من المقبض عن طريق الضغط على زر تحرير الفوهة الموجود أعلى المقبض
- 4 اشطف الفوهة تحت صنوبر المياه
- 5 جفف أي ماء زائد من الفوهة ومن خارج المقبض والخزان
- 6 أدخل الفوهة مرة أخرى في المقبض أو استخدم ميزة (انظر 'التخزين') تخزين الفوهة في الخزان.


ملاحظة: لتسهيل التجفيف، احتفظ بباب منفذ التعبئة الجانبي للخزان مفتوحًا أو اترك (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser مفككا بين الاستخدامات.

الشحن

حالة البطارية

تم تصميم (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser هذا لتوفير ما لا يقل عن 25 جلسة تنظيف بالخيط، تدوم كل جلسة دقيقة واحدة.


2 ضع طرف الفوهة في فمك. انحن على الحوض وأغلق شفطيك جزئيًا فوق طرف الفوهة لتجنب تناثر السوائل. اترك مساحة كافية للسماح بتدفق الماء من فمك إلى الحوض.




3 اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على المقبض لتشغيل (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser.
4 مع تشغيل (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser:

a ضع طرف الفوهة فوق خط اللثة بزاوية 90 درجة.

ملاحظة: بالنسبة لفوهة Quad Stream، اضغط برفق حتى يكون طرف الفوهة ملائمًا لخط اللثة والأسنان.




b بدءًا من أسنانك الخلفية في الفك العلوي أو السفلي، حرك طرف الفوهة على طول خط اللثة وتوقف لفترة وجيزة بين كل سن.




c استمر في تنظيف أسنانك من الداخل (15 ثانية) ومن الخارج (15 ثانية) لمدة 30 ثانية في قوس واحد من فمك.

ملاحظة: تذكر أن تنظف أسنانك من الداخل.



ملاحظة: يمكنك استخدام فوهة الدوار لتدوير رأس الفوهة ووضعه لتنظيف أسنانك من الداخل.



d كرر ذلك في القوس الآخر لفمك لمدة 15 ثانية أخرى من الداخل و 15 ثانية من الخارج حتى يتم تنظيف جميع الفراغات حول الأسنان وبينها لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

ملاحظة: يمكنك إيقاف تدفق المياه أثناء الاستخدام عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser.

ارفع الوجه العلوي إلى جانب الخزان واملأ الخزان من خلال منفذ التعبئة الجانبي السريع.


الخيار 2:



1 لف لفصل الخزان وملء الخزان من خلال فتحة الفم الواسعة.

2 املأ الخزان.

3 قم بلف الخزان لإعادة توصيله.



إدخال الفوهات وإخراجها

أدخل الفوهة المفضلة لديك في المقبض. اضغط على الفوهة لأسفل حتى تسمع "نقرة".

ملاحظة: تأكد من إدخال الفوهة بالكامل وشطفها مع الجزء العلوي من الجهاز.

لإزالة الفوهة، اضغط على زر تحرير الفوهة واسحب الفوهة من المقبض.


استخدام Cordless Power Flosser (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) الخاص بك

- 1 قبل تشغيل الجهاز، وجه طرف الفوهة إلى الحوض. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على المقبض لتشغيل (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser. اترك الماء يرش في الحوض. قم بإيقاف تشغيل الجهاز بمجرد صرف الماء من الجهاز.

البدء

شحن جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك الخاص بك

1 اسحب غطاء منفذ الشحن وقم بتدويره برفق على الجزء الخلفي من جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك لكشف منفذ الشحن.



2 قم بتوصيل كابل شحن USB-C بمنفذ شحن USB-C في الجزء الخلفي من جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك.

ملاحظة: تأكد من جفاف المقبض تمامًا قبل توصيل كابل USB-C.

3 قم بتوصيل كبل USB بمهايئ USB حائطي بجهد 5 فولت.

ملاحظة: المهايئ الحائطي غير مدرج في جميع الموديلات. استخدم فقط مهايئ IPX4 5V.

4 يومض مؤشر البطارية أثناء الشحن (انظر 'الشحن').

ملاحظة: قد يستغرق شحن البطارية بالكامل ما يصل إلى 8 ساعات، ولكن يمكنك استخدام جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك قبل شحنه بالكامل.

ملاحظة: استبدل غطاء منفذ الشحن الموجود على جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك عند عدم الشحن بنشاط.

ملء الخزان

املأ الخزان بالماء الفاتر. هناك طريقتان سهلتان لملء الخزان.

ملاحظة: عند ملء الخزان، لا تتجاوز خط التعبئة الأقصى.

ملاحظة: قم بإزالة الشاحن من (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser قبل ملء الخزان واستخدام الجهاز.

الخيار 1:

الأوضاع ودرجات الشدة

الأوضاع (موديلات محددة فقط)



اعتماداً على الموديل الخاص بك، تم تجهيز (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser الخاص بك إما بوضع واحد أو وضعين مختلفين. إذا كان لديك جهاز به وضعان، فاضغط على زر الوضع للتبديل بين وضع standard clean ووضع deep clean لتحديد الوضع الذي تريده. إذا كان لديك جهاز به وضع واحد، فهو بالفعل في وضع التنظيف.

Clean

يوفر هذا الوضع، باستخدام الناطمة، ضغطاً ثابتاً للمياه للوصول إلى تنظيف رائع.

تشير الناطمة إلى الوقت الذي من المفترض أن تنتقل فيه إلى القسم التالي من فمك عن طريق وقفة قصيرة في تدفق المياه كل 15 ثانية.

يأتي (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser هنا مزوداً بناطمة منشطة.



لتنشيط الناطمة أو إلغاء تنشيطها

مع إيقاف تشغيل (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser، اضغط مع الاستمرار على زر تحديد الشدة لمدة 3 ثوانٍ.

- عند إلغاء التنشيط، يومض مصباح مؤشر البطارية باللون الكهرماني مرة واحدة

- عند التنشيط، سيومض مصباح مؤشر البطارية باللون الأخضر مرتين

:Deep clean


يستخدم هذا الوضع تقنية Pulse Wave، لتوجيه أسنانك واحداً تلو الآخر، باستخدام نبضات قوية ولطيفة من الماء للتنظيف الشامل.

باستخدام تقنية Pulse Wave، يزداد تدفق الماء ويقل شدته، مما يوفر فترة توقف قصيرة يمكنك خلالها تحريك الفوهة إلى المساحة التالية بين أسنانك.

درجات الشدة

يأتي (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser الخاص بك بثلاثة إعدادات شدة مختلفة. لتغيير الشدة إلى الإعداد الذي تفضله، اضغط على زر الشدة.

ملاحظة: يوصى بالبدء في استخدام جهاز تنظيف الأسنان Power Flosser بأدنى شدة وزيادة الشدة على مدار أسابيع قليلة.



اقرأ دليل المشغل.




راجع إرشادات الاستخدام.



الفوهات

لمعرفة نوع الفوهات الموجودة لديك، تحقق من الكود الموجود في قاعدة الفوهة. يوفر كل نوع فوهة مزايا مختلفة.



تسمية الفوهة	F ₃	F ₂	F ₁
اسم الفوهة	فوهة Quad Stream	فوهة Comfort	فوهة Standard
المزايا	فوهة مطاطية ناعمة توجه الماء إلى تيار بشكل متقاطع يزيل البلاك بلطف لتنظيف شامل بدون مجهود.	فوهة مطاطية ناعمة لتحقيق الراحة وسهولة الوضع لمن يعانون من اللثة الحساسة.	فوهة Standard بتيار واحد من الماء لإزالة الفضلات والبلاك.

ملاحظة: قد لا تتضمن محتويات الصندوق جميع العناصر المعروضة اعتماداً على تكوين المنتج الذي تم شراؤه.

الاستخدام المخصص

إن (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Sonicare Cordless Power Flosser من Philips عبارة عن جهاز ري للفم يهدف إلى إزالة البلاك وبقايا الطعام بين الأسنان وعلى سطح الأسنان لتقليل تسوس الأسنان وتحسين صحة اللثة والحفاظ عليها. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي للمستهلك، ويستخدم عادة مرة واحدة على الأقل في اليوم. يجب أن يكون الاستخدام من قبل الأطفال (الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات) تحت إشراف الكبار.

جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي Philips Sonicare Power Flosser الخاص بك

- 1 الفوهة
- 2 دوارة الفوهة
- 3 زر تحرير الفوهة
- 4 المقبض (HX386W ، HX386B ، HX381W)
- 5 زر التشغيل/الإيقاف
- 6 مؤشر الشدة
- 7 زر الشدة
- 8 مؤشر الوضع (طرز محددة فقط)
- 9 زر الوضع (طرز محددة فقط)
- 10 ضوء مؤشر البطارية
- 11 منفذ شحن USB-C
- 12 تخزين الفوهة بالخزان
- 13 الخزان
- 14 باب تعبئة الخزان
- 15 علبة الفوهة (طرز محددة فقط)
- 16 حقيبة سفر (موديلات محددة فقط)
- 17 كابل شحن USB-C
- 18 محول حائط USB بجهد (100-240V، 50/60 هرتز، 3.5 وات) (طرز محددة فقط)

ملاحظة: المهايئ الحائطي غير مضمن. استخدم فقط مع Philips WAA1001 أو WAA2001 أو محول USB معتمد مكافئ مع معدل إخراج 5 فولت تيار مباشر، 2.5 وات.

* ملاحظة: قد تختلف محتويات العبوة حسب الطراز الذي تم شراؤه.

قد تظهر الرموز التالية على المنتج أو العبوة.

- لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. في حالة تلف الجهاز، توقف عن استخدامه واتصل بمركز رعاية المستهلك في دولتك (انظر 'الضمان والدعم').
- لا تشحن المنتج بالخارج أو بالقرب من الأسطح الساخنة.
- أقصى ارتفاع للاستخدام 4420 مترًا.
- لا تنظف أي جزء من المنتج في غسالة الأطباق.
- تم تصميم هذا المنتج فقط لتنظيف الأسنان واللثة. لا تستخدمه لأي غرض آخر. (مثل العيون والأنف والأذنين).
- توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيب الأسنان/الطبيب لديك إذا حدث نزيف حاد بعد الاستخدام، أو إذا استمر النزيف بعد أسبوع من الاستخدام، أو إذا شعرت بعدم الراحة أو الألم.
- إذا كنت قد أجريت جراحة بالفم أو اللثة خلال الشهرين الماضيين، فاستشر طبيب الأسنان قبل استخدام هذا الجهاز.
- إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز آخر مزروع، فاتصل بطبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز المزروع قبل الاستخدام.
- إذا كانت لديك مخاوف طبية، فاستشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز.
- يعد هذا الجهاز جهازًا للعناية الشخصية وليس مخصصًا للاستخدام مع مرضى متعددين في عيادة أسنان أو منشأة لطب الأسنان.
- اشحن المنتج واستخدمه في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و40 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت و104 درجات فهرنهايت).
- احتفظ بالمنتج والبطاريات بعيداً عن النار ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة.
- إذا أصبح المنتج ساخناً أو كريه الرائحة أو تغير لونه أو إذا استغرق الشحن وقتاً أطول من المعتاد، فتوقف عن استخدام المنتج وشحنه واتصل بشركة Philips.
- لا تضع المنتجات وبطارياتها في أفران الميكروويف أو على البوتجاز المسطح.
- لا تفتح المنتج ولا البطارية، أو تعدّلها، أو تثقبها، أو تتلفها، أو تفككها لمنع تعرض البطاريات للسخونة أو انبعاث المواد المسممة أو الخطرة منها. تجنب تقصير الدائرة الكهربائية للبطاريات، أو تبالغ في شحنها، أو شحنها عكسًا.
- في حالة تلف البطاريات أو حدوث تسرب بها، تجنب ملامستها للجلد أو العين. وإذا حدث هذا، فعليك الشطف جيداً بالماء وطلب الرعاية الطبية.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المقدمة

مرحباً بك في Philips! تهانينا على (جهاز تنظيف ما بين الأسنان القوي دون سلك) Cordless Power Flosser Sonicare الجديد الذي تستخدمه. للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على philips.com/welcome.

معلومات مهمة حول السلامة

استخدم المنتج للغرض المقصود فقط. اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام المنتج والبطاريات والملحقات الخاصة به، واحفظها للرجوع إليها في المستقبل. يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى مخاطر أو حدوث إصابات خطيرة.

يجب إبلاغ Philips (من خلال www.philips.com/support) والجهة المختصة في الدولة العضو المتواجد بها المستخدم و/أو المريض بأي حادث خطير وقع فيما يتعلق بهذا الجهاز.

ملاحظة: تختلف الملحقات والميزات الخاصة بالموديلات المختلفة. على سبيل المثال، تأتي بعض الموديلات مزودة بمهايئ USB الحائطي أو مزودة بأوضاع متعددة.

تحذيرات

- استخدم فقط مع Philips WAA1001 أو WAA2001 أو محول USB معتمد مكافئ مع معدل إخراج 5 فولت تيار مباشر، 2.5 وات.
- حافظ على الشاحن بعيداً عن الماء.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات اللازمة بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. ولا يجوز إجراء عمليات التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة الأطفال إلا إذا كان تحت الإشراف.
- يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز.
- استخدم فقط ملحقات Philips الأصلية أو المواد الاستهلاكية.
- لا تملأ الخزان بالماء الساخن. قد يسبب الماء الساخن حروقاً.
- لا تمارس ضغطاً زائداً على طرف فوهة الفوهة.
- لتجنب الإصابة الجسدية، لا تملأ الخزان بالماء الساخن. لا تضع أجساماً غريبة في الخزان.
- توقف عن استخدام فوهة تالفة. استبدل الفوهة كل 6 أشهر أو أقل إذا ظهرت علامات التآكل.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



US

Philips Oral Healthcare, LLC.
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021 USA

EU

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten, The Netherlands

الولايات المتحدة الأمريكية

فيليبس أورال هيلثكير، إل إل سي
٢٢١٠٠ طريق بوثل إيفريت السريع
بوثل، واشنطن ٩٨٠٢١،
الولايات المتحدة الأمريكية

أوروبا

فيليبس كونسيومر لايفستايل بي.في. - توسانديبين ٤، ٩٢٠٦ AD دراشتن،
هولندا

www.philips.com/Sonicare

© 2022 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300006900021 (2022-03-04)

