



**PHILIPS**

**sonicare**

Cordless  
Power Flosser  
3000 Series  
2000 Series









**English 6**  
**Español 27**  
**Français (Canada) 52**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## DANGERS

To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not immerse the power adapter or handle in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the power adapter is completely dry before you connect it to a power outlet.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

## WARNINGS

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or physical injury:

- To avoid damage to the product, do not place the product or parts in the dishwasher for cleaning unless otherwise instructed.
- Do not use nozzles other than the ones recommended by the manufacturer.

- Charge only with Philips WAA1001, WAA2001, UL approved adapters with input ratings (100 - 240V~; 50/60Hz; 3.5W) and output ratings (5Vdc; 2.5W). For the list of adapters, please see **[philips.com/support](https://www.philips.com/support)**
- If the power adapter or USB cable is damaged, stop using it.
- Always replace the power adapter with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not plug into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of the product. This product is designed to operate with input 5Vdc, 2.5W. Voltage converters do not ensure voltage compatibility.
- Never force the plug into an outlet; if the plug does not easily fit into the outlet, discontinue use.
- Discontinue use if the product appears damaged in any way (USB cable, handle, hose, reservoir, nozzles, etc.).
- Keep the USB cable away from heated surfaces.
- Do not use the product outdoors.
- The maximum altitude of use is 14,500 feet.
- Do not use the product if dropped into water.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Philips Sonicare cordless Power Flosser is a personal care device and is **not** intended for use by multiple users.
- This product contains no user serviceable parts. If the product is damaged, contact the Consumer Care Center in your country.

## 8 English

- If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.
- Do not fill the reservoir with hot water. Hot water may cause burns.

# MEDICAL WARNINGS

- 1 Consult your dental professional before you use this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
- 2 Do not use this product for more than 5 minutes in each two-hour period.
- 3 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or bleeding continues to occur after 1 week of use.
- 4 Discontinue use of this product and contact a physician/dentist if discomfort or pain is experienced.
- 5 This appliance has only been designed for cleaning teeth and gums. Do not use it for any other purpose. (for e.g. eyes, nose and ears)
- 6 This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, consult your physician or the manufacturer of the implant device.
- 7 Consult your physician if you have other medical concerns.

### **Battery safety instructions**

- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- Charge, use and store the product at a temperature between 32 °F / 0 °C and 104 °F / 40 °C.



- Do not burn products and their batteries and do not expose them to direct sunlight or to high temperatures (e.g. in hot cars or near hot stoves). Batteries may explode if overheated.
- If the product becomes abnormally hot, gives off an abnormal smell, changes color or if charging takes much longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips support directly or a Philips service center at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), or toll free at 1-800-682-7664.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- This product contains a rechargeable battery that is non-replaceable. Do not open the product to replace the rechargeable battery during the usable life of your device.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances, do not modify, pierce or damage products and batteries and do not disassemble, short-circuit, overcharge or reverse charge batteries during the usable life of your device.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Cordless Power Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [philips.com/welcome](https://philips.com/welcome).

## Intended Use

The Philips Sonicare Cordless Power Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and on the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use, normally used at least once a day. Use by children should be with adult supervision.


## Your Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Nozzle
- 2 Nozzle rotator
- 3 Nozzle release button
- 4 On/off button
- 5 Intensity indicator
- 6 Intensity button
- 7 Mode indicator (Specific models only)
- 8 Mode button (Specific models only)
- 9 Battery indicator light
- 10 USB-C Charging port
- 11 In-Reservoir Nozzle storage
- 12 Reservoir
- 13 Reservoir fill door
- 14 Nozzle case (Specific models only)
- 15 Travel pouch (Specific models only)
- 16 USB-C Charging cable
- 17 5V USB wall adapter (Specific models only)

Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

## Nozzles

To see what type of nozzles you have, check the code at the base of the nozzle. Each nozzle type provides different benefits.



Nozzle label	F1	F2	F3
Nozzle Name	Standard nozzle	Comfort nozzle	Quad Stream nozzle
Benefit	Standard nozzle with a single stream of water for removing debris and plaque.	Soft rubber nozzle for comfort and ease of positioning for those with sensitive gums.	Soft rubber nozzle that directs water into a cross-shaped stream that gently removes plaque for an effortlessly thorough clean.

Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

## Modes and intensities


### Modes (Specific models only)



Depending on your model, your Cordless Power Flosser is equipped with either one or two different modes. If you have a device with two modes, press the mode button to toggle between standard clean mode and deep clean mode to select your desired mode. If you have a device with one mode, it is already in the clean mode.

### Clean (2000 and 3000 Series)

This mode, with pacer, provides constant water pressure for a great clean.




The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the waterflow every 15 seconds.

This Cordless Power Flosser comes with the pacer activated.

### *To activate or deactivate the pacer*

With the Cordless Power Flosser off, press and hold the intensity selection button for 3 seconds.




- When deactivated, the battery indicator light will flash amber once
- When activated, the battery indicator light will flash green twice

## Deep clean (3000 Series)

This mode utilizes Pulse Wave technology, to guide you tooth by tooth, using strong and gentle pulses of water for a thorough clean. With Pulse Wave technology the flow of the water increases and decreases in intensity, providing a brief pause during which you can move the nozzle to the next space between your teeth.

## Intensities




Your Cordless Power Flosser comes with three different intensity settings. To change the intensity to the setting you prefer, press the intensity button.


Note: It is recommended to start using this Power Flosser on the lowest intensity and increase the intensity over the course of a few weeks.

## Getting Started

### Charging your Cordless Power Flosser




- 1 Gently pull and rotate the charging port cover on the back of the Cordless Power Flosser to expose the charging port .




- 2 Plug the USB-C charging cable into the USB-C charging port on the back of the Cordless Power Flosser.

Note: Make sure the handle is completely dry before you connect the USB-C cable.



- 3 Connect the USB cable into a 5V USB wall adapter.

Note: Wall adapter not included in all models. Only use a 5V IPX4 adapter.



- 4 The battery indicator flashes while charging (see 'Charging').

Note: It can take up to 8 hours to fully charge the battery, but you can use the Cordless Power Flosser before it is fully charged.

Note: Replace the charging port cover on the Cordless Power Flosser when not actively charging.

## Filling the Reservoir

Fill the reservoir with lukewarm water. There are two easy ways to fill the reservoir.

Note: When filling reservoir, do not exceed the max fill line.

Note: Remove the charger from the Cordless Power Flosser prior to filling the reservoir and using the device.


**Option 1:**

Lift the flip top to the side of the reservoir and fill the reservoir through the quick side fill port.


**Option 2:**

1 Twist to detach the reservoir and fill the reservoir through the wide mouth opening.

2 Fill the reservoir.




3 Twist the reservoir to reattach.

**Inserting and removing nozzles**

Insert your preferred nozzle into the handle. Press the nozzle down until you hear a "click".



**Note:** Ensure the nozzle is fully inserted and flush with the top of the device.



To remove the nozzle, press the nozzle release button and pull the nozzle from the handle.

## Using your Cordless Power Flosser

- 1 Before turning on the device, point the nozzle at the sink. Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser. Allow water to spray into the sink. Turn off the device once water dispenses from the device.
- 2 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle tip to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.
- 3 Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser.
- 4 With the Cordless Power Flosser turned on on:




- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.

Note: For the Quad Stream nozzle press gently so that the nozzle tip is in contact with the gum line and the teeth.

- b Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth.






- c Continue to clean both inside (15 seconds) and outside (15 seconds) of your teeth for a total of 30 seconds in one arch of your mouth.

Note: Remember to clean the insides of your teeth.

Note: You can use the Nozzle Rotator to turn and position the nozzle tip to clean the insides of your teeth.




- d Repeat in the other arch of your mouth for another 15 seconds on the inside and 15 seconds on the outside until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.


Note: You can stop the water flow during use by pressing the on/off button on the Cordless Power Flosser.

Note: If you choose to refill the reservoir during use, turn the device off while refilling the reservoir and then pick up where you left off until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

## Cleaning Orthodontic Brackets with the Quad Stream Nozzle



- 1 To clean around orthodontic brackets, place the nozzle tip over each bracket.



- 2 Gently rotate the nozzle tip around the bracket in a small circle before moving to the bracket on the next tooth.

### After each use

- 1 Turn off the Cordless Power Flosser.
- 2 Detach and Empty the reservoir
- 3 Remove the nozzle from the handle by pushing the nozzle release button on the top of the handle
- 4 Rinse the nozzle under the tap
- 5 Dry any excess water from the nozzle, the outside of the handle, and the reservoir
- 6 Insert the nozzle back into the handle or utilize the in-reservoir nozzle storage feature (see 'Storage').

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

## Charging

### Battery Status



This Cordless Power Flosser is designed to provide at least 25 flossing sessions, each session lasting 1 minute.

The battery indicator shows the battery status when you complete the 1 minute flossing session, or when you pause the Power Flosser.

#### When the Power Flosser is charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Charging	Flashing green

Note: The battery indicator will flash until fully charged. When it becomes fully charged while plugged in, the light will turn solid green for 30 seconds and then it will turn off

#### When the Power Flosser is not charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Medium	Flashing green
Low	Flashing amber
Empty	Flashing amber for 5 seconds and the Power Flosser turns off automatically

Note: When the low battery indicator appears, the Power Flosser is designed to provide at least 3 flossing sessions, each session lasting 1 minute.

## Cleaning

The Cordless Power Flosser needs to be cleaned once a week. Clean the device and the accessories as follows. Accessories may vary by model.

**Warning: Do not clean the Cordless Power Flosser while the charging cord and adapter are attached. Unplug the device and close the charging port cover before cleaning.**

### Reservoir

Gently remove the reservoir from the Cordless Power Flosser by twisting. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

### Handle

When necessary, you can clean the handle by wiping with a soft cloth and mild soap.

### Nozzles

- Regular cleaning: Remove the nozzle from the handle. Rinse the tip under warm water.

- Every few months, or if your nozzle becomes clogged: Soak the nozzle in a container of 2 parts water and 1 part vinegar for 5 minutes. Rinse the nozzle with warm water.

### **Internal components, hose and handle**

Fill the reservoir with warm water and add 1-2 tablespoons of white vinegar. Point the nozzle at the sink and turn on the Cordless Power Flosser to run the solution through the Cordless Power Flosser until the reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

### **Nozzle Storage Case**

The storage case can be hand washed in warm water with mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

### **Travel pouch**


Clean the travel pouch by wiping with a soft cloth and a mixture of warm water with mild soap. Wipe the travel pouch with cloth to dry.

## **Storage**


### **In-Reservoir Nozzle Storage**

Your Cordless Power Flosser is designed such that you can store one nozzle suspended from the bottom of the Cordless Power Flosser handle into the reservoir. To use this functionality:


## 22 English




1 Twist reservoir to detach.



2 Remove the nozzle by pressing the nozzle eject button on the back of the handle.



3 Insert bottom of nozzle into the bottom of the Power Flosser.



4 Twist the reservoir to reattach.

Note: Be sure to dry the inside of the reservoir and the nozzle prior to using this functionality.

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Note: If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

**Warning: Do not place other items in the reservoir. In particular, do not store the**

## charging cord or wall adapter in the reservoir

### Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit [philips.com](http://philips.com) or go to your local Philips Sonicare dealer.

### Locating the model number

Look on the box for the model number of your device.

2000 Series - (for all HX3801 models)

3000 Series - (for all HX3804, HX3805, HX3806 models)

### Frequently asked questions

Question	Answer
Can I use mouthwash or essential oils in my reservoir?	It is not recommended to use essential oils in the reservoir. Mouthwash can be mixed with water and used in the reservoir. After using mouthwash, rinse the device to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running product with tip pointed into sink until reservoir is empty.

Question	Answer
Will other nozzles fit on my Philips Sonicare Power Flosser?	Only Philips Sonicare Power Flosser nozzles will work with this device. Nozzles from other brands and Philips AirFloss nozzles are not compatible with this product.
How often do I need to replace my nozzle?	We advise you to replace your nozzle after 6 months of use. You can find more information about buying replacement parts at <b>philips.com</b>

## Warranty and support

Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects due to faulty materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips' expense provided that convincing proof of purchase in the qualifying period is provided. Philips recommends use of genuine Sonicare Nozzles for optimal performance. Use of other Nozzles may damage your Power Flosser and limit your warranty protection. Contact our Consumer Care Center at 1-800-682-7664 or **www.philips.com/sonicare-warranty** (North America), outside North America contact your local Philips Consumer Care Center. For product information and online user instructions, visit:

**<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (North America) or



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (outside North America).

## WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

## IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE. IN SOME STATES LIMITATIONS ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY.

## LIMITATION OF REMEDIES

IN NO EVENT SHALL PHILIPS OR ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DENTISTS

AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

## Disposal



- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **[www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org)** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or call 1-800-682-7664 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **[www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)**.
- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

Cuando use productos eléctricos, especialmente cuando los niños están presentes, se debe seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

## PELIGROS

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No coloques ni guardes el producto en un sitio desde donde pueda caer a una bañera o un lavabo.
- No lo coloques ni lo sumerjas en agua ni ningún otro líquido.
- No lo utilices mientras se baña.
- No sumerjas el adaptador de corriente ni el mango en agua ni en ningún otro líquido.
- Después de limpiarlo, asegúrate de que el adaptador de corriente esté completamente seco antes de conectarlo al enchufe de la pared.
- No intentes recoger un producto que haya caído al agua. Desenchúfalo inmediatamente.

## ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones físicas:

- Para evitar dañar el producto, no coloques el producto ni las partes en el lavavajillas para limpiarlos, a menos que se indique lo contrario.

- No uses boquillas distintas de las recomendadas por el fabricante.
- Realiza la carga solo con adaptadores Philips WAA1001, WAA2001, UL aprobados con valores de entrada (100 - 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) y valores de salida (5 V CC; 2,5 W). Para ver la lista de adaptadores, visita **[philips.com/support](https://philips.com/support)**.
- Si el adaptador de corriente o el cable USB están dañados, suspende su uso.
- Siempre reemplaza el adaptador de corriente con uno del tipo original para evitar cualquier riesgo.
- No lo conecte a una toma de corriente con un voltaje diferente al especificado en la parte inferior del producto. Este producto funciona con una entrada de 5 V CC, 2,5 W. Los convertidores de voltaje no garantizan compatibilidad de voltaje.
- Nunca enchufes la clavija en un tomacorriente a la fuerza; si la clavija no se enchufa fácilmente en el tomacorriente, suspende su uso.
- Suspende el uso si el producto parece tener cualquier tipo de daño (cable USB, mango, manguera, depósito, boquillas, etc.).
- Mantén el cable USB lejos de superficies calientes.
- No utilices el producto al aire libre.
- La altitud máxima de uso es de 14 500 pies (4420 m).
- No utilices el producto si se cae al agua.
- Este producto no está destinado al uso por parte de personas (adultos o niños) con capacidad física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les enseñe a usar el producto.
- Evita que los niños jueguen con este producto.

- El limpiador dental eléctrico sin hilo Philips Sonicare Cordless Power Flosser es un dispositivo de cuidado personal y **no** está diseñado para que lo use más de una persona.
- Este producto no contiene partes reparables por el usuario. Si el producto se daña, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de tu país.
- Si no vas a utilizar el producto durante una temporada larga, desconéctalo del tomacorriente, límpialo y almacénalo en un lugar seco y limpio, lejos de la luz directa del sol.
- No llenes el depósito con agua caliente. El agua caliente puede causar quemaduras.

## ADVERTENCIAS MÉDICAS

- 1 Consulte a su dentista o higienista dental antes de utilizar este producto si le han practicado cirugía oral o de las encías en los 2 últimos meses.
- 2 No utilice este producto durante más de 5 minutos en cada periodo de dos horas.
- 3 Consulte a su dentista o higienista dental si se produce un sangrado excesivo después de usar este producto o si el sangrado continúa produciéndose después de 1 semana de uso.
- 4 Deje de utilizar este producto y consulte a un médico o dentista si experimenta algún tipo de dolor o molestia.
- 5 Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la limpieza de dientes y encías. No lo utilice para ningún otro propósito. (por ejemplo, en los ojos, la nariz y los oídos)
- 6 Este producto cumple con los estándares de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado.

**7** Si tiene alguna otra duda médica, consulte a su médico.

### **Instrucciones de seguridad para las baterías**

- Utilice este producto solo para el uso previsto y siga las instrucciones de seguridad generales y para la batería, tal como se describe en este manual del usuario. Todo uso inapropiado puede provocar descargas eléctricas, quemaduras, incendios y otros riesgos inesperados o lesiones.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 32 °F / 0 °C y 104 °F / 40 °C.
- No queme los productos ni sus baterías y no los exponga directamente a la luz solar ni a altas temperaturas (por ejemplo, dentro de automóviles calientes o cerca de estufas calientes). Las baterías pueden explotar si son sobre calentadas.
- Si el producto se calienta demasiado, despide un olor anormal, cambia de color o si la carga tarda mucho más de lo habitual, deje de usar y cargar el producto y comuníquese directamente con el servicio técnico de Philips o con un centro de servicio de Philips en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), o llame sin costo al 1-800-682-7664.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- Este producto contiene una batería recargable que no es reemplazable. No abra el producto para reemplazar la batería recargable durante la vida útil del dispositivo.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.

- Para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no modifique, perfore ni dañe los productos y las baterías y no las desarme, ponga en cortocircuito, sobrecargue ni las invierta durante la vida útil del dispositivo.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Introducción


¡Bienvenido a Philips! ¡Felicidades por haber adquirido su nuevo limpiador dental eléctrico Sonicare Cordless Power Flosser! Para aprovechar al máximo el soporte que ofrece Philips, registra tu producto en [philips.com/welcome](https://philips.com/welcome).

## Uso indicado

El limpiador dental eléctrico Philips Sonicare Cordless Power Flosser es un irrigador bucal que se diseñó para remover la placa y los residuos de comida entre los

dientes y de la superficie de estos, con el fin de reducir las caries dentales y mejorar y mantener la salud de las encías. Este producto está diseñado para el uso en casa por parte de los consumidores, generalmente una vez al día, como mínimo. Los niños siempre deben utilizar estos productos bajo la supervisión de un adulto.

## **Limpiador dental eléctrico Philips Sonicare Power Flosser**


- 1 Boquilla
  - 2 Rotor de la boquilla
  - 3 Botón de liberación de la boquilla
  - 4 Botón de encendido/apagado
  - 5 Indicador de intensidad
  - 6 Botón de intensidad
  - 7 Indicador de modo (solo en modelos específicos)
  - 8 Botón de modo (solo en modelos específicos)
  - 9 Luz indicadora de la batería
  - 10 Puerto de carga USB-C
  - 11 Almacenamiento de la boquilla en el depósito
  - 12 Depósito
  - 13 Puerta de llenado del depósito
  - 14 Estuche de la boquilla (solo en modelos específicos)
  - 15 Bolso de viaje (solo en modelos específicos)
  - 16 Cable de carga USB-C
  - 17 Adaptador USB de pared de 5 V (solo en modelos específicos)
- 



Nota: Según la configuración del producto que haya adquirido, es posible que la caja no contenga todas las piezas que se muestran aquí.

## Boquillas

Para ver qué tipo de boquillas tiene, ve el código en la base de la boquilla. Cada tipo de boquilla brinda distintos beneficios.



Etiqueta de la boquilla	F1	F2	F3
Nombre de la boquilla	Boquilla Standard	Boquilla Comfort	Boquilla Quad Stream

**Beneficio**

Boquilla estándar con un único chorro de agua para remover suciedad y placa.


Boquilla suave de hule para mayor comodidad y facilidad de posicionamiento para personas con encías sensibles.

Boquilla suave de hule que dirige el agua en un chorro en forma de cruz que remueve suavemente la placa para una limpieza exhaustiva sin esfuerzo.

Nota: Según la configuración del producto que haya adquirido, es posible que la caja no contenga todas las piezas que se muestran aquí.

**Modos e intensidades****Modos (solo modelos específicos)**

En función del modelo, el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser cuenta con uno o dos modos diferentes. Si tienes un dispositivo con dos modos, presiona el botón de modos para alternar entre el modo Standard Clean (limpieza estándar) y el modo Deep Clean (limpieza profunda) a fin de seleccionar el deseado. Si tienes un dispositivo con un solo modo, ya está en el modo de limpieza estándar.



### Clean (2000 y 3000 Series)

Este modo, que tiene un “marcapasos”, brinda una presión constante de agua para una gran limpieza.

El marcapasos te indica cuándo debes pasar a la siguiente sección de la boca mediante una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Este limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser ya tiene el marcapasos activado.

*Para activar o desactivar el marcapasos*

Con el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser apagado, mantén presionado el botón de selección de intensidad durante 3 segundos.

- Cuando se desactiva, la luz indicadora de la batería parpadeará en color ámbar una vez
- Cuando se activa, la luz indicadora de la batería parpadeará en verde dos veces

### Deep clean (3000 Series)

Este modo utiliza la tecnología Pulse Wave para guiarte diente por diente mediante pulsos de agua fuertes y suaves a fin de lograr una limpieza profunda.

Con la tecnología Pulse Wave, la intensidad del flujo de agua aumenta y disminuye, lo que produce una breve pausa durante la cual puedes mover la boquilla al siguiente espacio entre los dientes.

## Intensidades



El limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser tiene con tres niveles diferentes de intensidad. Para cambiar la intensidad al ajuste que prefieras, presiona el botón de intensidad.

**Nota:** Se recomienda comenzar a usar este limpiador dental eléctrico Power Flosser con la intensidad más baja y aumentarla en el transcurso de algunas semanas.


## Antes de empezar

### Carga el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser




- 1 Tira y gira suavemente la tapa del puerto de carga en la parte posterior del limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser para que el puerto de carga quede al descubierto.
- 2 Conecta el cable USB-C en el puerto de carga USB-C en la parte posterior del limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser.

**Nota:** Asegúrate de que el mango esté completamente seco antes de conectar el cable USB-C.



- 3** Conecta el cable USB a un adaptador de pared USB de 5 V.

Nota: El adaptador de pared no está incluido en todos los modelos. Utiliza solamente un adaptador IPX4-4 de 5 V.



- 4** El indicador de la batería parpadea mientras está cargando (ver 'Carga').

Nota: La batería puede demorar hasta 8 horas en cargarse totalmente, pero puedes usar el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser antes de que se complete la carga.

Nota: Vuelve a colocar la tapa del puerto de carga en el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser cuando no se esté cargando.

## Llena el depósito

Llena el depósito con agua tibia. Hay dos formas sencillas de llenar el depósito.

Nota: Cuando llenes el depósito, no superes la línea de llenado máximo.

Nota: Retira el cargador del limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser antes de llenar el depósito y utilizar el dispositivo.



### Opción 1:


Levanta la tapa abatible al costado del depósito y llena el depósito a través del puerto lateral de llenado rápido.

### Opción 2:




1 Gira el depósito para poder separarlo y llénalo a través de la abertura de la boca ancha.

2 Llena el depósito.




3 Gira el depósito para volver a colocarlo.

## Inserta y quita las boquillas



Inserta su boquilla preferida en el mango. Presiona la boquilla hacia abajo hasta que escuches un “clic”.

Nota: Asegúrate de que la boquilla esté completamente insertada y al ras de la parte superior del dispositivo.



Para quitar la boquilla, presiona el botón de liberación de la boquilla y jala la boquilla desde el mango.

## Utiliza el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser

- 1 Antes de encender el dispositivo, dirige la punta de la boquilla hacia el lavabo. Presiona el botón de encendido/apagado en el mango para encender el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser. Deja que el agua se rocíe en el lavabo. Apaga el dispositivo una vez que salga agua del dispositivo.



- 2 Coloca la punta de la boquilla en su boca. Inclínate sobre el lavabo y cierra parcialmente los labios sobre la punta de la boquilla para evitar que salpique el agua. Deja suficiente espacio para permitir que el agua fluya de su boca al lavabo.





- 3 Presiona el botón de encendido/apagado en el mango para encender el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser.

- 4 Enciende el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser y sigue estas instrucciones:

- a Coloca la punta de la boquilla justo por encima de la línea de la encía a un ángulo de 90°.



Nota: Para la boquilla Quad Stream, presiona suavemente de modo que la punta de esta esté en contacto con la línea de la encía y los dientes.




b Comienza por los dientes de atrás de la mandíbula superior o inferior, desliza la punta de la boquilla a lo largo de la línea de la encía y haz una pausa breve entre cada diente.

c Continúa limpiando el interior (15 segundos) y el exterior (15 segundos) de los dientes durante un total de 30 segundos en un arco de la boca.

Nota: Recuerda limpiar las partes internas de los dientes.

Nota: Puedes utilizar el rotor de boquillas para girar y colocar la punta de la boquilla y, de esta forma, poder limpiar el interior de los dientes.



d Repite el proceso en el otro arco de la boca durante otros 15 segundos en la parte interior y 15 segundos en la parte exterior hasta que todos los espacios entre los dientes y alrededor de ellos se hayan limpiado durante un total al menos un minuto.


Nota: Puedes detener el flujo de agua durante el uso si presionas el botón de encendido/apagado del limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser.

Nota: Si decides volver a llenar el depósito durante el uso, apagas el dispositivo mientras lo llenas y, luego, continúa desde donde dejaste hasta que todos los espacios




alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.

## Limpieza de brackets de ortodoncia con la boquilla Quad Stream



- 1 Para limpiar alrededor de brackets de ortodoncia, coloca la punta de la boquilla sobre cada bracket.



- 2 Gira suavemente la punta de la boquilla alrededor del bracket, dibujando un pequeño círculo antes de pasar al bracket del siguiente diente.

## Después de cada uso

- 1 Apagas el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser.
- 2 Retira el depósito y vacíalo
- 3 Presiona el botón de liberación que está en la parte trasera del mango para retirar la boquilla del mango.
- 4 Enjuaga la boquilla con agua de la llave
- 5 Seca el exceso de agua de la boquilla, el exterior del mango y el depósito
- 6 Inserta la boquilla nuevamente en el mango o utiliza la función de almacenamiento de la boquilla dentro del depósito (ver 'Almacenamiento').

Nota: Para facilitar el secado, mantén abierta la tapa del puerto de llenado lateral del depósito o deja el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser desmontado entre usos.

## Carga

### Estado de la batería

Este limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser está diseñado para brindar al menos 25 sesiones para limpiar con hilo dental, cada sesión dura 1 minuto.



El indicador de la batería muestra el estado de esta cuando se completa la sesión de 1 minuto para limpiar con hilo dental o cuando pones el limpiador dental eléctrico Power Flosser en pausa.

**Cuando el limpiador dental eléctrico Power Flosser se está cargando**

Estado de la batería	Indicador de batería
Completa	Verde permanente
Carga	Verde parpadeante

Nota: El indicador de batería parpadeará hasta que esté completamente cargado. Cuando se completa la carga y sigue enchufado, la luz quedará permanentemente en verde durante 30 segundos y, luego, se apagará.

### Quando el limpiador dental eléctrico Power Flosser no se está cargando

Estado de la batería	Indicador de batería
Completa	Verde permanente
Media	Verde parpadeante
Baja	Luz ámbar parpadeante
Vacía	Parpadea en color ámbar durante 5 segundos y el limpiador dental eléctrico Power Flosser se apaga automáticamente

Nota: Cuando aparece el indicador de batería baja, el limpiador dental eléctrico Power Flosser está diseñado para brindar al menos 3 sesiones para limpiar con hilo dental, cada sesión dura 1 minuto.

## Limpieza

El limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser debe limpiarse una vez a la semana. Limpia el dispositivo y los accesorios de la siguiente manera. Los accesorios pueden variar según el modelo.

**Advertencia: No laves el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser mientras el cable de carga y el adaptador estén conectados. Desenchufa el dispositivo y**

**cierra la tapa del puerto de carga antes de limpiarlo.****Depósito**

Retira con cuidado el depósito del limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser con un movimiento giratorio. El depósito se puede lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, o bien, se puede introducir en el estante superior del lavavajillas.

**Mango**

Cuando sea necesario, puedes limpiar el mango con un paño suave y jabón neutro.

**Boquillas**

- Limpieza periódica: Retira la boquilla del mango. Enjuaga la punta con agua tibia de la llave.
- Cada varios meses o si la boquilla se tapa, haz lo siguiente: Enjuaga la boquilla en un contenedor con 2 partes de agua y 1 parte de vinagre durante 5 minutos. Enjuaga la boquilla con agua tibia.

**Componentes internos, manguera y mango**

Llena el depósito con agua tibia y agrega 1-2 cucharadas de vinagre blanco. Dirige la boquilla hacia lavabo y enciende el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser para hacer pasar la solución a través de la unidad hasta que el depósito se vacíe. Para enjuagar, repite este proceso con el depósito lleno de agua tibia limpia.

### Estuche para guardar la boquilla

El estuche para guardar la boquilla se puede lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, o bien, se puede introducir en el estante superior del lavavajillas.

### Bolso para viajes


Limpia el bolso para viajes con un paño suave y una mezcla de agua tibia con jabón neutro. Seca el bolso para viajes con un paño.

## Almacenamiento


### Almacenamiento de boquilla dentro del depósito


Tu limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser está diseñado para que puedas almacenar una boquilla colgando de la parte inferior del mango del dispositivo dentro el depósito. Para utilizar esta funcionalidad, haga lo siguiente:

**1** Gira el depósito para separarlo.




**2** Presiona el botón de expulsar que está en la parte trasera del mango para retirar la boquilla.





3 Inserta la parte inferior de la boquilla en la parte inferior del limpiador dental eléctrico Power Flosser.



4 Gira el depósito para volver a colocarlo.

Nota: Asegúrate de secar el interior del depósito y la boquilla antes de utilizar esta funcionalidad.

Nota: Para facilitar el secado, mantén abierta la tapa del puerto de llenado lateral del depósito o deja el limpiador dental eléctrico Cordless Power Flosser desmontado entre usos.

Nota: Si no vas a utilizar el producto durante una temporada larga, desconéctalo del tomacorriente, límpialo y almacénalo en un lugar seco y limpio, lejos de la luz directa del sol.

**Advertencia: No coloques otros artículos dentro del depósito. En especial, no guardes el cable de carga ni el adaptador de pared en el depósito.**

## Sustitución

Cambia las boquillas cada 6 meses o, si se dañan, cámbialas de inmediato. Para comprar accesorios o partes de repuesto, visita

**philips.com** o acude al distribuidor de Philips Sonicare de su localidad.

## Localice el número de modelo

Busca en la caja el número de modelo del dispositivo.

2000 Series: para todos los modelos HX3801

3000 Series: para todos los modelos HX3804, HX3805, HX3806

## Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Puedo usar enjuague bucal o aceites esenciales en el depósito?	No se recomienda usar aceites esenciales en el depósito. El enjuague bucal se puede mezclar con agua y usarse en el depósito. Después de usar enjuague bucal, enjuague el dispositivo para evitar que se tape; para esto, llene parcialmente el depósito con agua tibia y póngalo a funcionar con la punta apuntando hacia lavabo hasta que se vacíe el depósito.
¿Le caben otras boquillas al limpiador dental eléctrico Philips Sonicare Power Flosser?	Este dispositivo solamente funciona con las boquillas del limpiador dental eléctrico Philips Sonicare Power Flosser. Las boquillas de otras marcas y las boquillas Philips AirFloss no son compatibles con este producto.

**Pregunta**

¿Con qué frecuencia debo reemplazar la boquilla?

**Respuesta**

Le recomendamos que cambie la boquilla después de 6 meses de uso. Puede encontrar más información sobre la compra de partes de repuesto en **philips.com**.

**Garantía y asistencia**

La garantía de Philips cubre los productos por un periodo de 2 años después de la fecha de compra. Philips se hará cargo de la reparación o sustitución de los defectos debidos a materiales defectuosos o de fabricación, siempre y cuando se presente una prueba convincente de compra en el plazo estipulado. Philips recomienda el uso de boquillas Sonicare originales para un desempeño óptimo. El uso de otras boquillas puede dañar su limpiador dental eléctrico Power Flosser y limitar la protección de la garantía. Póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente al 1-800-682-7664 o en **[www.philips.com/sonicare-warranty](http://www.philips.com/sonicare-warranty)** (Norteamérica). Fuera de Norteamérica, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips de su localidad. Para obtener información del producto e instrucciones en línea para el usuario, visite: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Norte América) o



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (fuera de Norteamérica).

## EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía:

- Boquillas
- Daños causados por el uso de partes de repuesto no autorizadas o de boquillas no autorizadas.
- Daños causados por uso inapropiado, abuso, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Uso y desgaste normales, lo que incluye despostilladuras, rayones, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

## GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE APLICAN LÍMITES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

## LIMITACIÓN DE RECURSOS

EN NINGÚN CASO PHILIPS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA BASE LEGAL. ESTOS

DAÑOS INCLUYEN, SIN LÍMITE, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS; LUCRO CESANTE; PÉRDIDA DE USO; RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTALES; Y COSTE DE EQUIPO O SERVICIOS SUSTITUTIVOS. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE ADMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

## Desecho



- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **[www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org)** para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** o comuníquese gratuitamente al 1-800-682-7664.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite **[www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)**.



- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos normales.

Un profesional calificado debe retirar la batería recargable incorporada cuando se desecha el producto. Las instrucciones para retirar las baterías recargables incorporadas están disponibles en

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

# MISES EN GARDE IMPORTANTES

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout en présence d'enfants, suivez toujours les mesures de sécurité fondamentales, notamment :

## DANGER

Pour éviter tout risque d'électrocution :

- Ne placez ni ne rangez le produit à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne placez pas et n'échappez pas le produit dans de l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que vous prenez un bain.
- Ne plongez jamais l'adaptateur d'alimentation ni le manche dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Après l'avoir nettoyé, assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est complètement sec avant de le brancher sur une prise de courant.
- Ne touchez pas le produit s'il est tombé dans l'eau.  
Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant.

## AVERTISSEMENTS

Pour diminuer tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure corporelle :

- Pour éviter tout dommage, ne lavez pas l'appareil ni ses pièces au lave-vaisselle, sauf indication contraire.

- N'utilisez pas de buses autres que celles recommandées par le fabricant.
- Chargez votre appareil uniquement avec des adaptateurs Philips WAA1001, WAA2001 homologués UL ou 100 - 240 V- / 50/60 Hz /3,5 W en entrée et 5 Vcc /2,5 W en sortie. Pour connaître la liste des adaptateurs compatibles, veuillez consulter le site **[philips.com/support](http://philips.com/support)**.
- Si l'adaptateur ou le câble USB d'alimentation est endommagé, cessez de l'utiliser.
- Remplacez toujours l'adaptateur d'alimentation par un adaptateur du même type pour éviter tout accident.
- Ne branchez pas le produit sur une prise de courant dont la tension est autre que celle indiquée sous le produit. Ce produit est conçu pour fonctionner avec une alimentation de 5 Vcc de 2,5 W. Les convertisseurs de tension ne garantissent pas la compatibilité de tension.
- Ne branchez jamais de force la fiche sur une prise de courant. Si la fiche ne s'y insère pas facilement, n'utilisez pas l'appareil.
- Cessez d'utiliser le produit si vous constatez que l'un de ses composants (Câble USB, manche, réservoir, buses, etc.) est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Tenez le Câble USB à l'écart des surfaces chauffantes.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur.
- L'altitude maximale d'utilisation est de 4 420 mètres.
- N'utilisez pas le produit s'il est tombé dans l'eau.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec le produit.
- Le Philips Sonicare Cordless Power Flosser est conçu pour dispenser des soins personnels et n'est **pas** destiné à être utilisé par plusieurs personnes.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit est endommagé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de votre pays.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pour une période prolongée, il devrait être débranché, nettoyé et rangé dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude. L'eau chaude risque de causer des brûlures.

## MISES EN GARDE D'ORDRE MÉDICAL

- 1 Consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit si vous avez subi une chirurgie buccale ou gingivale au cours des 2 derniers mois.
- 2 N'utilisez pas ce produit pendant plus de 5 minutes dans chaque période de deux heures.

- 3 Consultez votre dentiste si vos gencives saignent anormalement après vous être brossé les dents avec ce produit ou si le saignement persiste après 1 semaine d'utilisation.
- 4 Si vous ressentez de la douleur en utilisant ce produit, consultez votre dentiste.
- 5 Cet appareil a seulement été conçu pour nettoyer les dents et les gencives. N'utilisez jamais cet appareil à d'autres fins. (pour les yeux, le nez et les oreilles, par exemple)
- 6 Ce produit est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant de ce dispositif.
- 7 Pour toute autre question d'ordre médical, consultez votre médecin.

### **Instructions de sécurité concernant les piles**

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu et suivez les consignes de sécurité générales et de la batterie décrites dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise utilisation peut présenter un risque d'électrocution, de brûlures, d'incendie et d'autres dangers ou blessures.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 32 °F / 0 °C et 104 °F / 40 °C.
- Ne brûlez pas les appareils et leurs piles, et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées (p. ex, dans une voiture surchauffée ou à proximité d'un four chaud). Les piles peuvent exploser en cas de surchauffe.

- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur anormale, change de couleur ou si son chargement prend beaucoup plus de temps que d'habitude, arrêtez de l'utiliser et de le charger et adressez-vous directement à l'assistance Philips ou à un centre de service Philips à l'adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), ou au numéro gratuit 1-800-682-7664.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Cet appareil contient une pile rechargeable qui n'est pas remplaçable. N'ouvrez pas le produit pour remplacer la batterie rechargeable pendant la durée de vie de votre appareil.
- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.
- Pour éviter que les batteries ne surchauffent ou ne dégagent des substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas modifier, percer ou endommager les produits et les batteries, et à ne pas démonter, court-circuiter et surcharger les batteries, ou à inverser leur polarité, pendant la durée de vie de votre appareil.
- Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes de la pile ou mettez-la dans un sac en plastique avant de la jeter.
- Si les piles sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.



# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Introduction

Bienvenue dans l'univers Philips! Félicitations pour votre achat du nouveau Philips Sonicare Cordless Power Flosser. Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [philips.com/welcome](https://philips.com/welcome).

## Utilisation prévue

Le Philips Sonicare Cordless Power Flosser est un irrigateur bucco-dentaire conçu pour enlever la plaque dentaire et les résidus alimentaires entre les dents et à la surface de celles-ci, afin de réduire les caries, d'améliorer et de maintenir la santé des gencives. Ce produit est destiné à un usage domestique, et est normalement utilisé au moins une fois par jour. Les enfants doivent utiliser cet appareil sous la supervision d'un adulte.

## Votre Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Buse
- 2 Rotateur de buse
- 3 Bouton de libération de la buse
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Indicateur d'intensité
- 6 Bouton d'intensité
- 7 Indicateur de mode (certains modèles uniquement)

- 8 Bouton de mode (certains modèles uniquement)
- 9 Voyant d'état de la pile
- 10 Port de charge USB-C
- 11 Espace de rangement de la buse dans le réservoir
- 12 Réservoir
- 13 Clapet de remplissage du réservoir
- 14 Étui pour buse (certains modèles uniquement)
- 15 Pochette de transport (certains modèles uniquement)
- 16 Port de charge USB-C
- 17 Adaptateur mural USB 5 V (certains modèles uniquement)

Remarque : Le contenu de la boîte peut ne pas contenir tous les éléments illustrés selon la configuration du produit acheté.

## Les buses

Pour voir quel type de buse vous avez, vérifiez le code au bas de la buse. Chaque type de buse offre divers avantages.



Étiquette de la buse

F1

F2

F3

Nom de la buse	Buse Standard	Buse Comfort	Buse Quad Stream
Avantages	Buse standard avec un seul jet d'eau pour éliminer les débris et la plaque dentaire.	Buse en caoutchouc souple pour le confort et la facilité de positionnement pour ceux qui ont des gencives sensibles.	Buse en caoutchouc souple qui dirige l'eau dans un jet en forme de croix éliminant doucement la plaque dentaire pour un nettoyage en profondeur sans effort.


Remarque : Le contenu de la boîte peut ne pas contenir tous les éléments illustrés selon la configuration du produit acheté.

## Modes et intensités

### Modes (certains modèles uniquement)



Selon votre modèle, votre Cordless Power Flosser est équipé d'un ou deux modes différents. Si votre appareil comporte deux modes, appuyez sur le bouton mode pour basculer entre le Standard Clean (nettoyage standard) et le Deep Clean (nettoyage en profondeur) et sélectionner le mode désiré. Si votre appareil comporte un seul mode, il est déjà en mode nettoyage.



### Clean (2000 et 3000 Series)

Ce mode, avec minuteur, fournit une pression d'eau constante pour un excellent nettoyage.

Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Cet Cordless Power Flosser est livré avec le minuteur activé.

#### *Pour activer ou désactiver le minuteur*

Lorsque le Cordless Power Flosser est éteint, maintenez le bouton de sélection d'intensité enfoncé pendant 3 secondes.


- Lorsque le minuteur est désactivé, le témoin de pile clignote en orange une fois.
- Lorsque le minuteur est activé, le témoin de pile clignote en vert deux fois.

### Deep clean (3000 Series)

Ce mode utilise la technologie Pulse Wave pour vous guider, dent par dent, en utilisant des impulsions d'eau fortes et douces pour un nettoyage en profondeur.

Avec la technologie Pulse Wave, l'intensité du débit d'eau augmente et diminue, offrant une brève pause pendant laquelle vous pouvez déplacer la buse vers l'espace interdentaire suivant.

## Intensité




Votre Cordless Power Flosser offre trois réglages d'intensité différents. Pour modifier l'intensité en fonction du réglage que vous préférez, appuyez sur le bouton d'intensité.


Remarque : il est recommandé de commencer à utiliser le Power Flosser sur la plus faible intensité et d'augmenter l'intensité au fil des semaines.

## Premiers pas

### Chargement de votre Cordless Power Flosser




- 1 Tirez et tournez délicatement le couvercle du port de charge situé à l'arrière du Cordless Power Flosser pour faire apparaître le port de charge.



- 2 Branchez le câble de charge USB-C sur le port de charge USB-C à l'arrière du Cordless Power Flosser.

Remarque : Assurez-vous que le manche est complètement sec avant de brancher le câble USB-C.



- 3 Branchez le câble USB sur un adaptateur mural USB de 5 V.

Remarque : l'adaptateur mural n'est pas fourni avec tous les modèles. Utilisez uniquement un adaptateur IPX4 de 5 V.



- 4** Le témoin de pile clignote pendant la charge (voir « Charge en cours »).

Remarque : une charge complète peut prendre jusqu'à 8 heures, mais vous pouvez utiliser le Cordless Power Flosser avant qu'il ne soit complètement chargé.

Remarque : remplacez le couvercle du port de charge sur le Cordless Power Flosser lorsqu'il n'est pas en charge.

## Remplissage du réservoir

Remplissez le réservoir d'eau tiède. Il existe deux moyens simples de remplir le réservoir.


Remarque : lors du remplissage du réservoir, ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale.

Remarque : retirez le chargeur du Cordless Power Flosser avant de remplir le réservoir et d'utiliser l'appareil.

### Option 1 :

soulevez le couvercle rabattable sur le côté du réservoir et remplissez le réservoir par l'orifice de remplissage latéral rapide.






**Option 2 :**

- 1 tournez le réservoir pour le détacher et le remplir par la grande ouverture.
- 2 Remplissez le réservoir.




- 3 Tournez le réservoir pour le remettre en place.

**Insertion et retrait des buses**



Insérez la buse de votre choix dans le manche. Appuyez sur la buse jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Remarque : assurez-vous que la buse est complètement insérée et affleure le haut de l'appareil.




Pour retirer la buse, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la buse et tirez la buse du manche.

## Chargement de votre Cordless Power Flosser

**1** Avant d'allumer l'appareil, dirigez l'embout de la buse vers le lavabo. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le manche pour allumer le Cordless Power Flosser. Laissez l'eau s'écouler dans le lavabo. Éteignez l'appareil une fois que toute l'eau s'est écoulée.




**2** Placez l'embout de la buse dans votre bouche. Penchez-vous au-dessus du lavabo et refermez partiellement vos lèvres sur la buse pour éviter les éclaboussures. Laissez suffisamment d'espace pour permettre à l'eau de s'écouler de votre bouche dans l'évier.



**3** Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le manche pour allumer le Cordless Power Flosser.



**4** Avec le Cordless Power Flosser allumé :

a positionnez l'embout de la buse juste au-dessus du sillon gingival à un angle de 90°.



Remarque : pour la buse Quad Stream, appuyez doucement pour que l'embout de la buse soit en contact avec le sillon gingival et les dents.






- b En partant des dents arrière de votre mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser l'embout de la buse le long du sillon gingival et faites une brève pause entre chaque dent.
- c Continuez à nettoyer à l'intérieur (15 secondes) et à l'extérieur (15 secondes) de vos dents, soit un total de 30 secondes pour une mâchoire.

Remarque : n'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.

Remarque : vous pouvez faire pivoter la buse pour nettoyer l'intérieur de vos dents.




- d Répétez l'opération pour l'autre mâchoire pendant 30 secondes (15 secondes à l'intérieur, 15 secondes à l'extérieur), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant au moins une minute.

Remarque : vous pouvez arrêter le débit d'eau pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton marche/arrêt du Cordless Power Flosser.


Remarque : si vous choisissez de remplir le réservoir pendant l'utilisation, éteignez l'appareil pendant le remplissage du réservoir, puis reprenez là où vous vous êtes arrêté jusqu'à ce que tous les espaces

autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant au moins une minute.

## Nettoyage des attaches orthodontiques avec la buse Quad Stream



- 1 Pour nettoyer autour des boîtiers orthodontiques, placez l'embout de la buse sur chaque boîtier.



- 2 En effectuant un petit mouvement circulaire, faites pivoter doucement l'embout de la buse autour du boîtier avant de passer au boîtier de la dent suivante.

## Après chaque utilisation

- 1 Éteignez le Cordless Power Flosser.
- 2 Détachez et videz le réservoir.
- 3 Retirez la buse du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage à l'arrière du manche.
- 4 Rincez la buse à l'eau courante
- 5 Essuyez l'excès d'eau sur la buse, l'extérieur du manche et le réservoir.
- 6 Remettez la buse sur le manche ou rangez-la dans le rangement intégré au réservoir (voir « Rangement »).

Remarque : pour faciliter le séchage, gardez l'orifice de remplissage latéral du réservoir

ouvert ou laissez le Cordless Power Flosser démonté entre les utilisations.

## Charge en cours

### État de la pile



Ce Cordless Power Flosser est conçu pour fournir au moins 25 séances d'hydropulsion d'une minute.

Le témoin de pile affiche l'état de la pile après la séance d'hydropulsion d'une minute ou lorsque vous mettez le Power Flosser en pause.

### Pendant la charge du Power Flosser

État de la pile	Témoin de pile
Pleine	Vert fixe
Charge	Vert clignotant

Remarque : Le témoin de pile clignote jusqu'à ce que la pile soit complètement chargée. Lorsqu'elle est branchée et complètement chargée, le témoin devient vert fixe pendant 30 secondes, puis s'éteint.

### Lorsque le Power Flosser n'est pas en charge

État de la pile	Témoin de pile
Pleine	Vert fixe
Moyen	Vert clignotant
Faible	Orange clignotant

Vide

Le témoin clignote en orange pendant 5 secondes et le Power Flosser s'éteint automatiquement.

---

Remarque : lorsque le témoin de pile faible apparaît, le Power Flosser peut fournir au moins 3 séances d'hydropulsion d'une minute.

## Nettoyage

Le Cordless Power Flosser doit être nettoyé une fois par semaine. Nettoyez l'appareil et les accessoires de la manière suivante. Les accessoires peuvent varier selon le modèle.

**Avertissement : ne nettoyez pas le Cordless Power Flosser avec le câble de charge et l'adaptateur branchés. Débranchez l'appareil et fermez le couvercle du port de charge avant le nettoyage.**

### Le réservoir

Retirez délicatement le réservoir du Cordless Power Flosser en le tournant. Le réservoir peut être lavé à la main avec de l'eau chaude et du savon doux ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

### Manche

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le manche avec un chiffon et du savon doux.

### Les buses

- Nettoyage régulier : Retirez la buse du manche. Rincez l'embout à l'eau tiède.
- À intervalles de quelques mois, ou si votre buse est bouchée : Faites tremper la buse dans un récipient contenant 2 tiers d'eau pour 1 tiers de vinaigre pendant 5 minutes. Rincez la buse à l'eau tiède.

### Composants internes, tuyau et manche

Remplissez le réservoir d'eau tiède et ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Dirigez la buse vers le lavabo et allumez le Cordless Power Flosser pour faire circuler la solution dans l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Rincez en répétant ces étapes à l'aide d'un réservoir plein d'eau tiède et propre.

### Boîte de rangement pour buses

L'étui de rangement peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

### Étui de voyage

Nettoyez l'étui de voyage avec un chiffon doux et un mélange d'eau chaude et de savon doux. Essayez l'étui de voyage avec un chiffon pour le sécher.


## Rangement

### Rangement des buses intégré au réservoir


Votre Power Flosser est conçu de telle sorte que vous pouvez ranger votre buse dans le

réservoir dans le bas du manche. Pour utiliser cette fonctionnalité :


**1** Tournez le réservoir pour le détacher.




**2** Retirez la buse du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage à l'arrière du manche.



**3** Insérez le bas de la buse à la base du Power Flosser.



**4** Tournez le réservoir pour le remettre en place.



Remarque : veillez à sécher l'intérieur du réservoir et la buse avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Remarque : pour faciliter le séchage, gardez l'orifice de remplissage latéral du réservoir ouvert ou laissez le Cordless Power Flosser démonté entre les utilisations.

Remarque : Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pour une période prolongée, il

devrait être débranché, nettoyé et rangé dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil.

**Avertissement : Ne placez pas d'autres éléments dans le réservoir. En particulier, n'y rangez pas le câble de charge ou l'adaptateur mural.**

## Remplacement

Remplacez les buses tous les 6 mois ou immédiatement lorsqu'elles sont endommagées. Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **philips.com** ou rendez-vous chez votre détaillant Philips Sonicare local.

## Emplacement du numéro de modèle

Recherchez sur la boîte le numéro de modèle de votre appareil.

2000 Series – (pour tous les modèles HX3801)

3000 Series – (pour tous les modèles HX3804, HX3805, HX3806)

## Foire aux questions

Question	Réponse
Puis-je utiliser du rince-bouche ou des huiles essentielles dans mon réservoir?	Il n'est pas recommandé d'utiliser des huiles essentielles dans le réservoir. Du rince-bouche peut être mélangé à l'eau et utilisé dans le réservoir. Après avoir utilisé du rince-bouche, rincez l'appareil pour éviter son colmatage en remplissant partiellement le réservoir d'eau chaude et en écoulant le produit avec l'embout pointé dans le lavabo jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
D'autres buses sont-elles compatibles avec mon porte-soie dentaire électrique Philips Sonicare?	Seules les buses de porte-soie dentaire électrique Philips Sonicare conviennent à cet appareil. Les buses d'autres marques et les buses Philips AirFloss ne sont pas compatibles avec ce produit.
À quelle fréquence dois-je remplacer ma buse?	Nous vous conseillons de remplacer votre buse après 6 mois d'utilisation. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'achat de pièces de rechange sur le site <b>philips.com</b>



## Garantie et assistance

Philips garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. À sa discrétion, Philips réparera tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre ou remplacera tout appareil défectueux si une preuve d'achat peut être présentée durant la période de garantie. Pour des performances optimales, Philips recommande d'utiliser exclusivement des buses Sonicare. L'utilisation d'autres buses peut endommager votre porte-soie dentaire électrique et limiter votre protection sous garantie. Si vous êtes en Amérique du Nord, communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-800-682-7664 ou sur **[www.philips.com/sonicare-warranty](http://www.philips.com/sonicare-warranty)**. Sinon, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Pour en savoir plus sur nos produits et accéder aux instructions d'utilisation en ligne, visitez le site : **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Amérique du Nord) ou **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** (à l'extérieur de l'Amérique du Nord).

### EXCLUSIONS DE GARANTIE

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

- Les buses
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou de buses non autorisées.

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- Les modifications qui sont dues à l'usage normal comme l'écaillage, les rayures, les abrasions et les décolorations.

## **GARANTIES IMPLICITES**

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES RESTRICTIONS DE DURÉE RELATIVES AUX GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

## **RESTRICTION DES RECOURS**

NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, D'UNE FAUTE DÉLICTEUELLE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, UNE PERTE D'ÉCONOMIES OU DE

REVENU, UNE PERTE DE PROFIT, UNE INTERRUPTION D'UTILISATION, LES REVENDICATIONS DE TIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DENTISTES ET HYGIÉNISTES DENTAIRES, AINSI QUE LE COÛT D'ÉQUIPEMENT OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT. CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

## Mise au rebut



- Ce produit contient une pile rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 1-800-822-8837 ou visiter le site **[www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org)** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou composez le numéro sans frais 1-800-682-7664.



- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **[www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)**.
- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

La pile rechargeable intégrée doit être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut du produit. Les instructions de retrait de la pile rechargeable intégrée sont disponibles à l'adresse **[www.philips.fr/support](http://www.philips.fr/support)**.



[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

[www.philips.ca/sonicare](http://www.philips.ca/sonicare)

©2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.

Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Sonicare and the Sonicare logo are trademarks

of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

©2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Tous droits réservés.

Philips et le blason Philips sont des marques de commerce de KPNV.

Sonicare et le logo Sonicare sont des marques de commerce

de Philips Oral Healthcare, LLC et (ou) KPNV.

Philips Oral Healthcare, LLC.

22100 Bothell Everett Highway

Bothell, WA 98021

3000.061.9669.1 (9/1/2021)

