


PHILIPS


Lumea

BRI955, BRI957,
BRI958, BRI973,
BRI976, BRI977





1



BRI955, BRI973 (2a, 2b, 2e)
BRI957, BRI958, BRI976, BRI977 (2a, 2b, 2c, 2d)

Sobivad nahatoonid / Piemēroti ādas toņi / Tinkami odos tonai



Sobivad kehakarvade värvused / Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas / Tinkamos kūno plauķu spalvos



Eesti 6
Latviešu 33
Lietuviškai 60

Sisukord

Tere tulemast!	6
Seadme ülevaade	7
Vastunäidustused	7
Olulised ohutusjuhised	9
Kuidas IPL-tehnoloogia töötab?	12
Sobivad kehakarvade värvused	12
Soovitav protseduurikava	13
Mida oodata?	14
Lumea kasutamine	14
Täpsem teave Lumea kohta	19
Laadimine	19
Otsakud	20
SmartSkin-andur	22
Valgustugevuse valimine	22
Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta“ ning „libista ja välguta“	23
Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist	23
Seadmega reisimine	24
Pärast kasutamist	24
Probleemid ja nende kõrvaldamine	25
Garantii ja tootetugi	28
Taaskasutus	28
Tehnilised andmed	29
Elektromagnetiline ühilduvus – nõuetele vastavuse teave	30
Sümbolite tähendus	30

Tere tulemast!

Tere tulemast Philips Lumea maailma! Juba mõne nädala pärast on teil siidiselt sile nahk.

Lumea kasutab intensiivset valgusimpulss-tehnoloogiat (IPL), mida tuntakse kui üht kõige tõhusamat meetodit karvade kasvamise püsivaks vältimiseks. Tegime tihedat koostööd ekspertidest teadlaste ja dermatoloogidega ning kohandasime selle valguspõhise tehnoloogia, mida algul kasutati ilusalongides, lihtsaks, tõhusaks ja mugavaks kasutamiseks kodus. Lumea on õrn ning sellega saab lihtsalt ja tõhusalt hoolitseda naha eest, kasutades just enda jaoks sobivat valgustugevust. Soovimatud karvad on lõpuks ometi minevik.

Lumeat saab kasutada kehal ja naiste näol (pösesarnadest allapoole jääval alal).

Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/support. Lisateabe saamiseks minge aadressile www.philips.com/Lumea, kust leiate meie ekspertide nõuanded, õppevideod ja KKK, ning kasutage oma Lumeat parimal võimalikul viisil.

Märkus. Hoidke need juhised alati toote juures.

Seadme ülevaade

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Valguskiirguse väljundaken (integreeritud UV-filtriga) | 8 Välguti nupp |
| 2 Otsakud | 9 Toitenupp |
| a Kehaotsak | 10 Kinnitamise nupp |
| b Näootsak  | 11 Lülitusnupud |
| c Bikiinipiirkonna otsak  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 12 Valgustugevuse märgutuled |
| d Kaenlaaluste otsak  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 13 Nupp SmartSkin |
| e Täppisotsak  (BRI955, BRI973) | 14 Aku laadimise märgutuli |
| 3 SmartSkin-andur | 15 Välgutivalmiduse märgutuli |
| 4 Sisseehitatud ohutussüsteem | 16 Ventilaatori õhu sissevõtuavad |
| 5 Reflektor otsaku sees | 17 Õhu väljalaskeavad |
| 6 Elektrikoonilised kontaktid | 18 Seadme pesa |
| 7 Elektrooniliste kontaktide ava | 19 Adapter |
| | 20 Väike pistik |
| | 21 Puhastuslapp (Pole näidatud) |
| | 22 Kott (Pole näidatud) |

Vastunäidustused



Tingimused

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui olete noorem kui 18-aastane või vanem kui 65-aastane;
- kui kasutusjuhendi alguses olevas sobivate nahatoonide tabelis on teie nahatooni juures märk .
- kui olete rase või toidate rinnaga, sest seadet ei ole rasedatel ega rinnaga toitvatel naistel katsetatud;
- kui teil on aktiivseid implantaate, nagu südamestimulaator, neurostimulaator, insuliinipump jne.

Ravimid/haiguslugu

Ärge kunagi kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimiteist:

- kui teie nahka ravitakse praegu või on viimasel 7 päeval ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse tretinoiini ja aselaiinhappega;
- kui olete viimase kuue kuu jooksul tarbinud ükskõik mis kujul isotretinoiini Accutane või Roaccutane. Need ravimid muudavad naha vastuvõtlikumaks rebenditele, haavanditele ja ärritusele;
- kui võtate fotosensitiivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahelehte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;

- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab protseduurielse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku.

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui te olete viimase 3 kuu jooksul saanud kiiritus- või keemiaravi;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
- kui võtate immuunosupressiivseid ravimeid.

Tervisehäired

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui teil on diabeet või mõni teine süsteemne või metaboolne haigus;
- kui teil on kongestiivne südamepuudulikkus;
- kui teil on haigus, mis põhjustab fotosensitiivsust, näiteks polümorfne valguslööve (Polymorphic Light Eruption, PMLE), solaarurtikaaria, porfüüria jne;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui põete valgussähhvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoossed veenid või veresoonte laiendid;
- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immuunosupressiivset haigust (sh HIV-nakkus või AIDS);
- kui teil esineb naha pigmentatsiooni häireid, nagu vitiligo.

Nahahaigused

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioon, ekseem, põletus, karvanääpsupõletik, lahtine haav, marrastus, herpes (külmavillid), haav või nahavigastus ja hematoom (sinikas);
- ärritusega (punetuse või haavadega), päikesepõletuse saanud, päevitunud või kunstpäevitusega nahal;
- järgnevates piirkondades: sünnimärkidel, tedretähnidel, veenilaienditel, tumedaks pigmenteerunud aladel, suurtel veresoontel, armidel, nahaanomaaliatel ilma arstiga nõu pidamata; See võib tekitada põletusi ja muutusi nahatoonis, mis teeb võimalike nahahaiguste kindlakstegemise raskemaks;
- järgnevates piirkondades: tüügaistel, tätoveeringutel või püsimeigil.

Kohad/piirkonnad



Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades:

- silmade ümbruses ja kulmuldel või nende läheduses. Lumeat saab kasutada ainult kehal ja naiste näol (pösesarnadest allapoole jääval alal);
- huultel, peanahal, lahklihal, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel habememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sees;
- piirkondades, kus kasutate pika kestusega deodorante. See võib põhjustada nahareaktsioone;
- ükskõik millise kunstliku eseme, nt silikoonimplantaatide, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosaatore) või augustuste kohal või läheduses;
- **mehed** ei tohi seadet kasutada näol ega kaelal, sh habemepiirkonnas ning kubemepiirkonnas. Nendes piirkondades olevad karvad on teistsuguste omadustega. Nahk võib põletada saada (kaasneb valu, pikaajaline nahapunetus ja pigmendimuutused).

Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovitage nõu pidada oma arstiga.

Olulised ohutusjuhised

Hoiatused




Seadme parimaks võimalikuks kasutamiseks ning vigastuste, nahareaktsioonide ja kõrvaltoimete vältimiseks/vähendamiseks lugege need juhised läbi ja järgige neid.

- Enne Lumea kasutamist puhastage nahk ja veenduge, et see oleks karvavaba, täiesti kuiv ning et nahal ei oleks losjoni ega geeli.
- Hoidke seade ja adapter kuivad.
- See seade pole pestav. Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava veega.
- Vesi ja elekter on koosmõjul ohtlikud. Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni, voolava duši või veega täidetud ujumisbasseini läheduses). Niiskuses võib seadet kahjustada ja muuta selle ohtlikuks.
- Kontrollige seadet alati enne selle kasutamist. Kahjustatud seadet või adapterit ei tohi kasutada. Asendada kahjustatud osa alati originaalvaruosaga.
- Elektrilöögi vältimiseks ei tohi puudutada ühtegi katkise või kahjustatud seadme või adapteri sisemist osa.
- Ärge kasutage seadet, kui valguskiirguse väljumise akna UV-filter ja/või otsak on katki, sest sellisel juhul ei ole seadme ohutu kasutamine tagatud.
- Ärge püüdke seadet avada, parandada ega vahetada mittevahetatavaid akusid. Philips Lumea avamisel võite kokku puutuda ohtlike elektriliste komponentide ja pulseeriva valgusega, mis võivad põhjustada keha- ja/või silmavigastusi.


- Viige seade kontrollimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppeta isiku poolt parandatud seade võib panna seadme kasutaja äärmiselt ohtlikku olukorda.
- Seadme muutmine ei ole lubatud. Ärge muutke, asendage ega lõigake seadme ühtegi osa (nt akut, adapterit või kaablit), sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid välgatusi. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere. Ehkki see ei ole ohutuse jaoks vajalik, võite mugavuse huvides kanda päikeseprille või kaitseprille, kui tunnete, et valgus on ebamugav või liiga ere.
- Ärge välgutage sama kohta ühe töötamise ajal mitu korda. Otsaku pind peab kattuma eelmise kohaga, et tagada kogu nahapiirkonna välgutamine, kuid sama piirkonna töötlemine mitu korda ei suurenda töötlemise tõhusust.
- Hügieenilistel põhjustel peaks seadet kasutama ainult üks isik.
- Ärge kasutage karvaeemalduskreeme piirkonnal, mida olete töödeldud või kavatsete töödelda, sest kemikaalid võivad põhjustada nahareaktsioone.
- Ärge kasutage töötlemiseks ettenähtud pindade märgistamiseks pliitsit ega pastakat. See võib nahale põletusi põhjustada.
- Seadet tohib ladustada temperatuuril -25°C kuni 70°C . Laadige ja kasutage seadet temperatuuril 5°C kuni 35°C . Väljaspool seda temperatuurivahemikku ei tööta seade korralikult. See võib nahale põletusi põhjustada.
- Kasutage seda toodet üksnes ettenähtud otstarbel ja järgige üldiseid ning aku ohutusjuhiseid, nagu selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Valesti kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse, tulekahju, kehavigastuse või kaasa tuua muid ohtusid.
- Osadel inimestel võib karvade eemaldamine intensiivse pulseeriva valguse tehnoloogial põhinevate seademetega põhjustada suurenenud karvkasvu. Hetkel saadaval olevate andmete põhjal on selle reaktsiooni suurimad riskigrupid Vahemere, Lähis-Ida ja Lõuna-Aasia päritolu naised, kellel on töödeldud nägu ja kaela.
- Kui tunnete peale protseduuri nahaärritust või kui nahk punetab, oodake, kuni ärritusnähud kaovad, enne ükskõik mis toote pealekandmist. Kui tunnete pärast toote pealekandmist nahaärritust, siis peske see veega maha. Kui teil siiski esineb nahareaktsioone, lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.
- Kui raseerimine, epileerimine või vahatamine põhjustab nahaärritust, siis ei ole soovitatav seadet enne nahaärrituse kadumist kasutada.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Hoidke Lumea lastele kättesaamatus kohas.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks. Võimalike ohtude vältimiseks, nagu kokkupuude seadmest väljuva valgusega, elektrilööki, kaabliga kägistamine või otsaku tekitatud lämbumine, on nõutav järelevalve.

- Vältige kokkupuudet loodusliku ja kunstliku päikesevalgusega kuni 4 nädalat enne ja 48 tundi pärast Lumeaga töötlemist. Tundlikul või päevitunud nahal on suurem tõenäosus põletuste või pigmendimuutuste tekkeks. Kaitske oma nahka päikesevalguse eest riietega või kasutage töödeldavatel katmata aladel päikesekaitsetooteid, mille kaitsefaktor on vähemalt SPF50. Lugege juhiseid peatükist „Lumea kasutamine enne ja pärast päikesega kokkupuudet või päevitamist“, et teada, kuidas Lumeat ohutult kasutada.
- Ärge kasutage Lumeat 2 nädala jooksul pärast kunstlike päevitusvahendite (nt kreemid, spreid või tabletid) kasutamist. Kunstpäevitusega nahal on suurem tõenäosus põletuste või pigmendimuutuste tekkeks. Lugege juhiseid peatükist „Lumea kasutamine enne ja pärast päikesega kokkupuudet või päevitamist“, et teada, kuidas Lumeat ohutult kasutada.
- Kui märkate pärast viimast protseduuri nahatooni muutust, tehke nahaproov ja oodake 24 tundi enne uue protseduuri tegemist. Kui pärast seda perioodi tekivad nahareaktsioonid või need püsivad, kasutage nõrgemat seadistust, mis ei põhjusta nahareaktsioone, või lõpetage seadme kasutamine, kui see on juba kõige madalamal seadistusel (①).
- Kontrollige seadet alati enne selle kasutamist. Seadme korraliku töötamise (vaadake „D Pärast kasutamist puhastage seade ja pange hoiule“) tagamiseks veenduge, et SmartSkin-anduri aken on seadme kasutamise ajal puhas.
- Valguskiirguse väljumise aken ja otsaku sisemised osad võivad kasutamise ajal väga kuumaks minna (>210 °C). Laske valguskiirguse väljumise aknal ja otsaku sisemistel osadel maha jahtuda, enne kui neid puudutate.
- Sellel seadmel on äravõetav toiteplokk. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit. Ärge kasutage pikendusjuhet. Viitenumbri (AD2069x20020HF) leiate seadmelt. Selles numbris olev „x“ viitab teie riigi pistiku tüübile.
- Ärge kunagi jätke seadet järelevalveta, kui see on elektrivõrku ühendatud.
- Lahutage toode vooluvõrgust, kui toode on täis laetud.
- Seadet ei tohi jätta otsese päikesekiirguse ega kõrge temperatuuri mõjupiirkonda (kuuma ahju lähedale, mikrolaineahju või induktsoonpliidile). Ülekuumenemisel võivad akud plahvatada.
- Kahjustunud või lekkiva aku korral vältige akuhappe sattumist nahale või silma. Kui see juhtub, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Kui seade käitub tavapärase kasutamise ajal ebatavaliselt (nt ebaharilik lõhn või vibratsioon, pikem laadimisaeg), lõpetage seadme kasutamine ja laadimine ning pöörduge abi saamiseks klienditoe poole.
- Järgige soovitatud protseduurigraafikut. Sagedam kasutamine, eriti esmases faasis, võib suurendada nahareaktsioonide ohtu.


Kuidas IPL-tehnoloogia töötab?



Intensiivse pulseeriva valguse tehnoloogia abil saadetakse nahale õrnu valgusimpulsse, mis neelduvad karvajuurtesse. Mida heledam on nahk ja tumedamad on karvad, seda paremini need valgusimpulsse neelavad.



Valgusimpulsid stimuleerivad karvanääpsu puhkefaasi minema. Selle tulemusel langevad karvad ise välja ning nende kasv on takistatud.



Karva kasvutsükel koosneb mitmest faasist. IPL-tehnoloogia on tõhus ainult siis, kui karvad on kasvufaasis. Kõik karvad ei ole samaaegselt kasvufaasis. Seetõttu soovitame järgida algse töötlemise kava (4 protseduuri, üks protseduur iga 2 nädala tagant) ja seejärel-järeltöötlemise kava (protseduur-iga 4 nädala tagant), et kõiki karvu tulemuslikult töödelda nende kasvufaasis.

Nõuanne. Karvade eemaldamise pikaajaseks tulemuseks soovitame järeltötluse protseduure läbi viia iga nelja nädala tagant.


Sobivad kehakarvade värvused

Lumeaga töötlemine ei ole tõhus, kui teie karvad on heleblondid, hallid, punased või valged, sest sellist värvi karvad ei neela piisavalt valgust.

Märkus. Kontrollige voldikult karvade värvuse tabelist, kas teie karvade värvuse korral on seadme kasutamine lubatud.

Soovitatav protseduurikava

Esmane faas



Karvade tõhusaks vähendamiseks järgige esmase töötlemise graafikut.

Esmase töötlemise graafik

Esimese 4 protseduuri korral kasutage Lumeat iga 2 nädala tagant, et kõik karvad saaksid töödeldud.

- Tehke protseduur 3 päeva enne või pärast plaanitud protseduuri tegemise päeva.
- Kui te ei ole protseduuri 3 päeva enne või pärast plaanitud protseduuri tegemise päeva teinud, siis alustage esmase töötlemise faasiga uuesti. Plaanige 4 töötlust, 1 töötlus iga 2 nädala tagant.

Märkus. Kui te ei alusta esmase töötlemise faasi uuesti, siis ei pruugi karvade vähenemine olla tõhus.

Märkus. Ühe IPL-protseduuri asendamine mõne muu karvaeemaldusmeetodiga (vahatamine, depileerimine jne), ei aita saavutada karvakasvu soovitud vähenemist.

Kui soovite eemaldada karvu Lumea protseduuride vahelisel ajal, võite kasutada oma tavalist karvaeemaldusmeetodit (sh karvaeemalduskreemid).

Järeltöötuse faas



Pärast esmast faasi (4 protseduuri) soovitame järeltöötlust iga 4 nädala tagant.

Järeltöötuse graafik

Korrake protseduuri iga 4 nädala tagant. Karvade tõhusaks vähendamiseks tehke 8 järeltöötlusprotseduuri. See on vajalik, et tulemused säiliksik ning et saaksite siledat nahka nautida mitu kuud.

- Soovitame teha protseduuri 4 päeva enne või pärast plaanitud protseduuri tegemise päeva.
- Tulemused võivad teie individuaalsest karvakasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda.
- Kui olete lõpetanud järeltöötuse faasi ja leiate, et töötlemist oleks vaja jätkata (karvad hakkavad tagasi kasvama), soovitame teil alustada uuesti esmase töötlemise faasist.

Märkus. Seadme sagedasem kasutamine ei suurenda töötlemise tõhusust.

Nõuanne. Märkige protseduurigraafik oma le kalendrisse, et plaanitud protseduurid mees püsiksid.

Mida oodata?

Esmase töötlemise faasi ajal


- Peale esimest protseduuri kulub karvade väljakukkumiseks 1–2 nädalat. Esimesele protseduurile järgnevatel nädalatel märkate, et mõned karvad siiski veel kasvavad. Tegemist on karvadega, mis polnud protseduuri tegemise ajal kasvufaasis.
- Pärast 2–3 protseduuri peaksite karvakasvus nägema märgatavaid muutusi. Et kõiki karvu tõhusalt töödelda, on oluline protseduure jätkata vastavalt soovitatavale protseduurikavale.
- Pärast 4 protseduuri peaksite Lumeaga töödeldud aladel nägema karvakasvu olulist vähenemist. Samuti peaks märgatav olema karvade tiheduse vähenemine.

Järeltöötamise faasis

- Tulemuse säilitamiseks jätkake sagedaste järeltöötluste tegemist (iga 4 nädala tagant).


Lumea kasutamine

A Eemaldage karvad ja puhastage nahk




- 1 Kui karvad on veel nähtavad, eemaldage need enne iga töötlemist. Võite kasutada kas raseerimist, epileerimist või vahatamist. Alustage protseduuri enne, kui uued karvad on nahal näha. Kui valite vahatamise, siis oodake enne Lumea kasutamist vähemalt 24 tundi.

Märkus. Kui raseerimine, epileerimine või vahatamine põhjustab nahaärritust, siis ei ole soovitatav seadet enne nahaärrituse kadumist kasutada.




- 2 Puhastage ja kuivatage nahk. Veenduge, et nahal ei oleks ihupiima ega geeli.

B Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist




1 Tehke nahaproov, et leida õige valgustugevus:

- Iga uue kehapiirkonna ja/või uue otsaku korral.
- Pärast päikesega kokkupuudet või päevitamist (vaadake „Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist“).




2 Valige nahal proovimiseks õige otsak (vaadake „Otsakud“).



3 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .

4 Valige nahaproovi tegemise piirkond.






5 Vajutage seade kindlalt vastu nahka ja hoidke paigal.

Sisseehitatud ohutussüsteem väldib tahtmatut välgutamist, kui puudub täielik kokkupuude nahaga.

6 Jälgige, et välgutivalmiduse märgutuli põleb valgelt, mis annab märku täielikust kokkupuutest nahaga.

- Kui välgutivalmiduse märgutuli põleb oranžilt, on teie nahatoon töötlemiseks liiga tume. Proovige Lumeat heledamal kehapiirkonnal.





24 hours



7 Proovige nahal kõiki tugevusi ja leidke enda jaoks sobiv tugevus.

Kui välgatus tundub ebamugav ja tunnete valu, vähendage tugevust.

Kui teil tekib madalaima seadistuse (①) kasutamisel endiselt ebamugavustunne, lõpetage seadme kasutamine.

- Kui välgutivalmiduse märgutuli põleb valgelt, vajutage ühe korra käepidemel olevat välgutinuppu, et töödelda ühte kohta tugevusega ①.

Seade teeb vaikset plõksuvat häält. Välgatus tekitab nahal sooja tунnet.

- Näete valgussähvatust.

Märkus. Valgustugevuse tasemete vahel valimiseks vajutage lülitusnuppu.

- Liikuge järgmise kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ②.

- Liikuge järgmise kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ③.

- Liikuge järgmise kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ④.

- Liikuge järgmise kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ⑤.

8 Oodake 24 tundi.

Märkus. Isegi kui leidsite nahaproovi ajal enda jaoks mugava tugevuse, võib juhtuda, et nahareaktsioonid ilmnevad 24 tunni jooksul pärast kasutamist.

9 Vaadake, kas teie nahal tekib mõni reaktsioon (nt punetus, ärritus, lööve).

Kui 24 tunni möödudes nahareaktsioone ei teki, alustage töötlemist kõige kõrgema mugavama tugevusega.


Kui kõige kõrgem mugavam tugevus tekitab nahareaktsiooni, valige madalam tugevus, mis nahareaktsiooni ei tekitanud.

Kui te madalamat tugevust ei katsetanud, korrake nahaproovi.


C Töötlemine

OLULINE. Enne protseduuri alustamist tehke läbi peatükid A („Eemaldage karvad ja puhastage nahk“) ja B („Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist“).


- 1 Ühendage toiteadapter seadmega ja pange pistik pistikupessa või laadige seade ning kasutage juhtmevabalt.




- 2 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .




- 3 Valige tugevus, mille valisite pärast nahaproovi (ptk B, samm 9).



- 4 Vajutage seade kindlalt vastu nahka ja hoidke paigal. Välgutivalmiduse märgutuli peab põlema valgelt.






- 5 Välगतuse tegemiseks vajutage välгuti nuppu. Välгatus töötleb nahka selles kohas.

Seade teeb vaikset plöksuvat häält. Välгatus tekitab nahal sooja tunnet.

Peale igat välгutisähvatust kulub kuni 3,5 sekundit, et seade oleks taas välгutivalmis. Välгatuse saab teha siis, kui välгutivalmiduse märgutuli põleb valgelt.



- 6 Liikuge külgnevale kohale ja vajutage uuesti välгutinuppu. Naha vastas oleva otsaku pind on pisut suurem kui valguskiirguse väljumise aken.

Ärge välгutage sama kohta ühe töötamise ajal mitu korda. Otsaku pind peab kattuma eelmise kohaga, et tagada kogu nahapiirkonna välгutamine, kuid sama piirkonna töötlemine mitu korda ei suurenda töötlemise tõhusust.


- 7 Jätkake, kuni kogu piirkond on töödeldud. Kasutada saab kahte töötlusrežiimi (vaadake „Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välгuta“ ning „libista ja välгuta“”).

- 8 Pärast töötlemist lülitage seade välja.


- 9 Kui karvad on veel nähtavad, eemaldage need enne igat järgmist töötlemist.

Märkus. Seade ei ole sobiv kasutamiseks keerulisel ega tundlikul piirkonnal (kand ja luulised piirkonnad).

D Pärast kasutamist puhastage seade ja pange hoiule




- 1 Kui kasutasite seadet toiteadapteriga, tõmmake pistik pistikupesast välja.
- 2 Laske seadmel jahtuda.




- 3 Niisutage komplekti kuuluv pehme lapp mõne tilga veega.

- 4 Võtke otsak seadme küljest ära.




- 5 Puhastage seadme valguskiirguse väljumise aken (A).



- 6 Puhastage otsaku kõik pinnad, sh metallist reflektor ja otsaku aken (osad B, C, D, E).

- 7 Laske kõikidel osadel täielikult ära kuivada.

- 8 Hoidke tolmuvabas ja kuivas kohas.



Täpsem teave Lumea kohta

Laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist ja kui aku on tühi, laadige aku täiesti täis. Aku laadimiseks kulub kuni 1 tund ja 40 minutit. Laadige seadet, kui laadimise märgutuli hakkab kasutamise ajal oranžilt põlema, andes märku, et aku on tühjenemas ja saab varsti tühjaks.

Täislaetud aku võimaldab vähemalt 130 välgusähvatust valgustugevuse 5 juures.

Seadme laadimine

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Ühendage väike pistik seadmega ja adapter pistikupesaga.
 - Laadimise ajal vilgub laadimistuli valgelt.
 - Kui aku on täis laetud, hakkab laadimise märgutuli pidevalt valgelt põlema.
 - Laadimise ajal ei tohi adapterit kinni katta.

Märkus. Laadimise käigus võivad adapter ja seade soojeneda. See on normaalne.

Märkus. Seade on varustatud aku ülekuumenemiskaitsega ja laadimist ei toimu, kui ruumi temperatuur on üle 40 °C.

3 Pärast laadimist eemaldage adapter pistikupesast ja väike pistik seadmest.

Nõuanne. Aku vastupidavuse suurendamiseks laadige seadet pärast igit kasutuskorda.


Märkus. Akust ei piisa kogu keha töötlemiseks. Suurte kehapiirkondade (näiteks jalgade) töötlemisel soovitame seadet kasutada juhtmega.

Otsakud


Optimaalse tulemuse saavutamiseks on oluline kasutada töödeldava kehapiirkonna jaoks ettenähtud otsakut. Lumea võimaldab kogu keha töötlemist erinevate otsakutega, millest igaüks on ette nähtud konkreetse kehapiirkonna jaoks. **SenseIQ** tehnoloogia kohandab töötlusprogrammi vastavalt ühendatud otsakule.

Märkus. Kui otsaku fiksaatoril on mustus, siis ei pruugi seade enam töötada ja see võib anda veateate. Sellisel juhul puhastage kontaktid.

Otsaku paigaldamiseks klõpsake see lihtsalt valguskiirguse väljundaknale.



Otsaku eemaldamiseks tõmmake see valguskiirguse väljundaknalt ära.



Kehaotsak

Kehaotsakul on suurim aken ja sissepoole kumer kuju, mis võimaldab tõhusalt katta ja töödelda kaelast allpool olevaid piirkondi, eelkõige suuri alasid, nagu jalad, käsivarred ja kõht.

Näootsak



Näootsakul on täpne lame kuju ja sisseehitatud punase klaasiga filter, mis tagab ohutu ja täpse töötlemise tundlikul nahal ülahuule kohal, lõual ja põskhabemel. Seade on mõeldud ainult põsesarnadest allpool olevate soovimatute karvade eemaldamiseks. Kui kasutate seadet teravate kontuuridega piirkondades (nt lõug või lõuajoon), võib täieliku kokkupuute saavutamine ja välgatuse tegemine olla raskendatud.


Nõuanne. Töötlemise lihtsustamiseks pange keel ülemise huule ja hammaste vahele või ajage põsed punni.

Kaenlaaluste otsak (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Kaenlaaluste otsakul on spetsiaalne väljapoole kumer kuju, et töödelda kaenlaaluseid karvu, mis võivad olla raskesti ligipääsetavad.

Bikiinipiirkonna otsak (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Bikiinipiirkonna otsakul on spetsiaalne kuju, et töödelda tõhusalt just bikiinipiirkonda. Sellel on väljapoole kumer kuju ja suurem valgustugevus kui kehaotsakul. Selles piirkonnas on karvad tihedamad ja tugevamad kui jalgadel.

Täppisotsak (BRI955, BRI973)



Täppisotsakul on väljapoole kumer kuju, mis sobib kasutamiseks bikiinipiirkonnas ja kaenlaalustes. Sellel on keskmise suurusega klaasiga aken. See on loodud bikiinipiirkonna ning kaenlaaluste täpseks ning tõhusaks töötlemiseks.

SmartSkin-andur

Lumea seadmes on karvade kohandatud eemaldamiseks kasutusel **SenseIQ**-tehnoloogia. Sisseehitatud SmartSkin-andur mõõdab nahatooni iga seansi alguses ja ajal. Sellel on kaks funktsiooni:

- 1 SmartSkin-andur aitab vältida liiga tumedate nahapiirkondade töötlemist: kui see tuvastab nahatooni, mis on Lumeaga töötlemiseks liiga tume, hakkab valgutivalmiduse märgutuli oranžilt vilkuma. Välguti nuppu vajutades ei teki valgutust. Seade keelab automaatselt kasutamise. See aitab vältida nahareaktsioonide tekkimist.
- 2 SmartSkin-andur aitab valida teie naha jaoks sobiva valgustugevuse taseme. Selleks saate kasutada nuppu SmartSkin .

Valgustugevuse valimine

Lumeal on 5 erinevat valgustugevust, mille seast saate valida enda jaoks mugava tugevuse.

- 1 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu . Seade alustab tööd valgustugevuse tasemel 1.

Märkus. Valgustugevuse taseme käsitsi reguleerimiseks ilma nuppu SmartSkin kasutamata, kasutage lülitusnuppu, kuni olete saavutanud vajaliku taseme. Vastava valgustugevuse taseme tuli süttib valgelt põlema.

- 2 Vajutage nuppu SmartSkin  ning asetage seade vastu nahka.
 - 3 Kui seade on teie naha ära skaneerinud, hakkavad valgustugevuse näidikud valgelt vilkuma märkimaks, milline tase on teie nahatooni jaoks kõige mugavam.
 - 4 Vajutage kinnitusnuppu , kinnitamaks, et soovite kasutada näidatud taset. Lumea kasutab automaatselt suurimat tugevust, mida näitab vilkuv valgustugevuse näidik.
- Lumea annab teile vabaduse valida valgustugevus, mis on teie jaoks kõige mugavam. Igal inimesel on erinev naha tundlikkus. Seetõttu on oluline valgustugevuse taseme valimisel (vaadake „B Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist“) lähtuda nahaproovist.
- 5 Lumea kasutamine ei tohiks kunagi olla ebamugavalt valus. Kui tunnete valu või ebamugavust, vähendage valgustugevuse taset. Seda saate teha lülitusnuppude abil.


Märkus. Seade lülitatakse automaatselt välja, kui teie nahatoon on liiga tume (tume on märgitud sobivate nahatoonide tabelis kasutusjuhendi alguses sümboliga , et vältida nahareaktsioonide tekkimist. Valgutivalmiduse märgutuli vilgub oranžilt, mis annab märku, et nahatoon on liiga tume.

- 6 Pärast muu kehapiirkonna juurde liikumist või pärast kokkupuudete päikesega või päevitamist (vaadake „Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudete päikesega või päevitamist“) tehke nahaproov, et määrata teile sobiv valgustugevuse seadistus. Valgustugevuse taseme näitamise funktsiooni uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu SmartSkin .

Märkus. Tehke nahaproov enne muu kehapiirkonna töötlemist või pärast nahatooni muutumist. Määrake valgustugevuse tase iga kehapiirkonna jaoks eraldi.




Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta“ ning „libista ja välguta“



Teie Philips Lumeal on kaks töötlusrežiimi mugavamaks kasutamiseks erinevatel kehapiirkondadel.

- Režiim „aseta ja välguta“ on ideaalne väiksemate või kumerustega piirkondade töötlemiseks, nagu põlved või kaenlaalused. Ühe välgutuse tegemiseks vajutate korra välguti nuppu.



- Režiimi „libista ja välguta“ on mugav kasutada suuremate alade, näiteks jalgade töötlemiseks. Hoidke välguti nuppu all ja libistage seadet nahal, et teha ridamisi mitu välgutust.

Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist

Päevitamine loodusliku või kunstliku päikesevalguse käes



Naha kokkupuude loodusliku või kunstliku päikesevalgusega võib põhjustada päevitamist, mis mõjutab naha tundlikkust ja värvi. Seetõttu on tähtis silmas pidada järgmist.

- Ärge minge Lumea kasutamise ajal päikese kätte kaitsmata nahaga. Kogu IPL-töötamise ajal ja eriti esimese 48 tunni jooksul pärast töötlust kaitske oma nahka päikesevalguse eest riietega või kasutage katmata töödeldud aladel päikesekaitsetooteid, mille kaitsefaktor on vähemalt SPF50.
- Ärge alustage ega jätkake Lumea kasutamist 4 nädala jooksul pärast seda, kui olete kaitsmata nahaga päikesevalguse (looduslik päikesevalgus või solaarium) käes olnud.
- Ärge kasutage Lumeat päikese põletuse saanud kehapiirkondadel.

Pruunistamine kreemide, spreid või tablettide abil

Kui olete kasutanud kunstlikke päevitustooteid (kreemid, spreid või tabletid), oodake enne seadme kasutamist vähemalt 2 nädalat. Enne Lumeaga (vaadake „B Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist“) töötlemise alustamist või jätkamist tehke nahaproov.

Seadmega reisimine

Seadmega reisimisel kontrollige lennufirmast järele, kas seadet on lubatud lennukisse võtta ja/või lennukis kasutada.

Pärast kasutamist

Järelhooldus



Pärast kasutamist soovitame töödeldud piirkonnale kanda ihupiima, kreemi, deodoranti, niisutavat või kosmeetilist vahendit.

Hoiatus! Kui tunnete peale protseduuri nahaärritust või kui nahk punetab, oodake, kuni ärritusnähud kaovad, enne ükskõik mis toote pealekandmist. Kui tunnete pärast kehahooldustoote pealekandmist nahaärritust, siis peske toode veega maha. Kui teil siiski esineb nahareaktsioone, lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Levinud nahareaktsioonid

Nahale võib tekkida kerge punetus ja/või kihelus, kipitus või nahk võib kuumata. See reaktsioon kaob kiiresti.

Raseerimise või raseerimise ja valgustöötuse tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja võib tekkida sügelus. Võite piirkonda jääkoti või märja käterätiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrada töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi.

Harvad kõrvaltoimed

- Põletused, ülemäärane punetus (nt ümber karvanääpsu) ja paistetus: need reaktsioonid tekivad harva. Neid põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitame pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Naha värvimuutus: need reaktsioonid tekivad väga harva. Naha värvimuutus väljendub ümbritsevast piirkonnast tumedamate (hüperpigmentatsioon) või heledamate (hüpopigmentatsioon) laikudena. Seda põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui värvimuutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitame pidada nõu arstiga. Ärge töödelge värvi muutnud piirkondi enne värvimuutuse kadumist ja kuni nahk on omandanud tavapärase nahatooni.
- Nahainfektsioon on väga harv, aga risk selleks on olemas (mikro)haavandite, nahapõletuse, -ärrituse jm korral.
- Epidermise kuumenemine (selgelt piiratud pruun ala, mida esineb tumedamate nahatoonide korral ja millega ei kaasne nahakuivus): see reaktsioon tekib väga harva. Kui see reaktsioon ühe nädala jooksul ei kao, soovitame pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutaksite nõrgemat valgustugevust.

- Villide teke (välimuselt nagu väikesed mullid naha pinnal): need reaktsioonid tekivad väga harva. Kui see reaktsioon ei kao ühe nädala jooksul, või kui tekib nahainfektsioon, soovitage pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Armistumine: sageli põletuse teisene tagajärg, mille paranemine võib võtta kauem kui kuu.
- Follikuliit (paistetus ümber karvanääpsude koos pustuli tekkega): see reaktsioon tekib väga harva ning on tingitud bakterite tungimisest kahjustatud nahka. Kui see reaktsioon tekib, soovitage pidada nõu arstiga, sest follikuliit võib vajada ravi antibiootiliste salvidega.
- Valu: seda võib esineda protseduuri ajal või pärast seda, kui kasutate seadet karvadega nahal, kui kasutate seadet teie nahatooni jaoks liiga tugeva valgustugevuse juures, kui rakendate valgutsähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutate seadet lahtistel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne.

Probleemid ja nende kõrvaldamine

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade/adapter läheb kasutamise ajal kuumaks.	On normaalne, et seade ja adapter lähevad kasutamise ajal soojaks (aga mitte nii kuumaks, et neid katsuda ei saaks).	Kasutage seadet mõnevõrra jahedamas keskkonnas ning/või laske sellel enne kasutamise jätkamist jahtuda.
	Puhur ei tööta.	Veenduge, et otsak oleks korralikult ühendatud. Vajaduse korral puhastage otsakul asuvad kontaktid. Juhul kui otsak on korralikult ühendatud ning seadmega on võimalik välgutada, võtke ühendust oma asukohariigi klienditoega, oma Philipsi toote edasimüüjaga või Philipsi teeninduskeskusega.
	Puhuri jahutav õhuvool on käte või rätiku poolt blokeeritud.	Veenduge, et puhuri jahutav õhuvool ei oleks blokeeritud.
Pannes seadme nahale, ei toimu välgatust. Välgutivalmiduse märgutuli hakkab oranžilt vilkuma.	Teie nahatoon töödeldavas piirkonnas on liiga tume.	Töodelge Lumeaga teisi, heledama nahatooniga kehapiirkondi.
Välgutivalmiduse märgutuli vilgub oranžilt ja ka kõik 5 valgustugevuse märgutuld vilguvad.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks võtke pistik pistikupesast välja ja oodake 30 minutit, kuni seade on maha jahtunud. Seade peaks nüüd uuesti normaalselt töötama. Kui see ikka ei tööta, võtke ühendust kohaliku klienditoe või Philipsi poolt autoriseeritud teeninduskeskusega.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Välgutivalmiduse märgutuli ei sütti valgelt põlema.	Seade ei ole teie nahaga täielikult kontaktis.	Asetage seade 90 kraadise nurga all nahale selliselt, et otsak ja sisseehitatud ohutussüsteem oleksid nahaga kontaktis.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Valguskiirguse väljumise aken või SmartSkin-andur on määrduud.	Puhastage ettevaatlikult valguskiirguse väljumise aken ja SmartSkin-andur.
	Te pole töödeldavalt alalt karvu korralikult eemaldanud. Need karvad võivad kõrbeda ja tekitada vastavat lõhna.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.
Seade ei tee välgatusi, puhur ei ole sisse lülitatud ja kõik 5 valgustugevuse märgutuld vilguvad.	Otsak ei ole korralikult kinnitatud.	Kontrollige, et otsak oleks täielikult kinnitatud. Vajaduse korral puhastage otsaku elektrilised kontaktid.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui tavaliselt. Tunnen seadme kasutamisel ebamugavust.	Valgustugevus, mida kasutate, on seadistatud liiga kõrgeks.	Kontrollige, et olete valinud teile sobiva valgustugevuse seadistuse. Vajadusel valige madalam valgustugevuse seadistus.
	Te pole töödeldavatelt aladelt karvu eemaldanud.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.
	Valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.	Kui UV-filter on katki, ärge enam seadet kasutage. Võtke ühendust oma asukohariigi klienditoega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi teeninduskeskusega.
	Töötlesite ala, mille jaoks seade pole ette nähtud.	Ärge kasutage seadet ärritunud (punetav või katkine), päikesepõletusega, päevitunud või kunstpäevitusega nahal. Seadet ei tohi kasutada kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioon, ekseem, põletus, karvanääpsupõletik, lahtine haav, marrastus, herpes (külmavillid), haav, nahavigastus või hematoom (sinikas). Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades: sünnimärkidel, tederähtidel, veenilaienditel, tumedaks pigmenteerunud aladel, suurtel veresoontel, armidel, nahaanomaalialtel ilma arstiga nõu pidamata; Ärge kasutage seadet tüügastel, tätoveeringutel või püsimeigil, silmade ümbruses ja kulmudel või nende läheduses, huultel, lahklihal, peanahal, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel habememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sees. Mehed ei tohi seadet kasutada näol ega kaelal, sh habemepiirkonnas ning kubemepiirkonnas. See võib tekitada põletusi ja muutusi nahavärvis, mis teeb võimalike nahahaiguste kindlakstegemise raskemaks;
	Töötlemine on kõige madalamal seadistusel (①) ikka valulik.	Lumea ei pruugi teie nahale sobida. Võtke ühendust oma asukohariigi klienditoega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi teeninduskeskusega.
Minu otsakul ei ole klaasakent.	See on normaalne.	Teha pole vaja midagi: kehaotsakul ja kaenlaaluste otsakul ei ole klaasakent. Punane klaasfilter on ainult näootsakul. Täppisotsakul ja bikiniipiirkonna otsakul on läbipaistev klaasaken.
Töötlemisjärgne nahareaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevuse seadistust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Järgmisel korral valige väiksem valgustugevus (vaadake „Valgustugevuse valimine“).

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Välgatus on mu silmade jaoks väga ere. Kas peaksin kandma kaitseprille?	Ei, Philips Lumea ei ole silmadele kahjulik.	Seadmest tulev hajutatud valgus on silmadele ohutu. Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid välgatusi. Kaitseprillide kandmine pole seadme kasutamise ajal vajalik. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere. Hajutatud valguse vältimiseks looge hea kontakt nahaga.
Töötlemine ei anna rahuldavaid tulemusi.	Kasutasite valgustugevuse taset, mis on teie jaoks liiga madal.	Valige järgmisel korral suurem valgustugevus.
	Te ei käinud läbi kõiki töödeldavaid alasid.	Otsaku pind peab kattuma eelmise kohaga, et tagada kogu nahapiirkonna välgutamine, kuid sama piirkonna töötlemine mitu korda ei suurenda töötlemise tõhusust.
	Seade ei ole teie kehakarvade värvi juures tõhus.	Kui teie karvade värv on heleblond, hall, punane või valge, siis on protseduur ebatõhus.
	Te ei kasuta seadet nii sagedasti kui soovitatud.	Karvade edukaks eemaldamiseks palume teil järgida soovituslike töötlemiskordade protseduuriplaani. Võite vähendada töötlemiskordade vahelist aega, kuid ärge kasutage seadet sagedamini kui kord kahe nädala jooksul.
	Te reageerite IPL-töötlusele aeglasemalt.	Jätkake seadme kasutamist vähemalt 6 kuud, sest karvakasv võib sellel ajal jätkuvalt väheneda.

Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.

Taaskasutus



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).



- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ). Viige toode Philipsi ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, et akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Viige toode ametlikku kogumiskohta või laske aku eemaldada Philipsi hoolduskeskuse asjatundjal. Philips Lumea tooted sisaldavad ringlussevõetavaid materjale ja neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Jäätmete ringlussevõtu võimaluste kohta vt Philips Lumea klienditoe veebisaidilt. Ärge visake seadet tulle.

Tehnilised andmed

Transpordi- ja hoiustamistingimused

Lumea töötab TAVAPÄRASELT vastavalt oma tehnilistele andmetele, kui seda transportitakse või hoiustatakse järgmistes keskkonnatingimustes:
–25 °C kuni 70 °C, suhteline õhuniiskus kuni 90% (mittekondenseeruv), 700 hPa kuni 1060 hPa

Kasutustingimused

Lumea vastab tehnilistele andmetele, kui seda kasutatakse TAVAPÄRASELT järgmistes keskkonnatingimustes:
5 °C kuni 35 °C, suhteline õhuniiskus kuni 90% (mittekondenseeruv), 700 hPa kuni 1060 hPa

Eralduvad lainepikkused

565–1400 nm

Impulsi kestus

1–2,5 millisekundit kõigi seadistuste korral

Välgtuse intervall

2–3,5 sekundit olenevalt aku/elektritoite kasutamisest

Optiline ekspositsioon

Kehaotsak: 2,5–5,6 J/cm²
Kaenlaaluste otsak: 2,5–6,5 J/cm²
Täppisotsak: 2,5–6,5 J/cm²
Bikiinipiirkonna otsak: 2,5–6,5 J/cm²
Näootsak: 2,4–5,9 J/cm²

Adapteri sisendpinge

100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A

Adapteri väljundpinge

19,5 V --- 3,33 A, 65,0 W

Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur

≥88,0%

Energiatõhusustegur väikesel koormusel (10%)

≥79,0%

Energiaarve koormuseta seisundis

<0,21 W

Adapteri tüübinumber

Viitenumbri (AD2069x20020HF) leiata seadmelt. Täht „x” tähistab pistiku tüüpi ja see võib olla: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 või H.

Elektromagnetiline ühilduvus – nõuetele vastavuse teave

Seade vastab kõikidele standardite ja eeskirjade nõuetele, mis käsitlevad kokkupuudet elektromagnetilise väljaga.

Sümbolite tähendus

Hoiatusmärgid ja -sümbolid on olulised selle toote ohutu ja õige kasutamise tagamiseks ning teie ja teiste kaitsmiseks vigastuste eest. Allpool on esitatud sildil ja kasutusjuhendis olevate hoiatusmärkide ja -sümbolite tähendused.



See sümbol tähistab tootjat: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Madalmaad.



See sümbol tähendab, et enne seadme kasutamist tuleb kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.



See sümbol tähendab, et kasutaja peab kasutusjuhendis olevad olulised ohutusjuhised (nt hoiatused) läbi lugema, sest eri põhjustel ei saa neid seadme peal esitada.



See sümbol tähendab, et kasutaja peab kasutusjuhendis olevad olulised juhised (nt vastunäidustused ja hoiatused) läbi lugema, sest eri põhjustel ei saa neid seadme peal esitada.



See sümbol näitab seadme seerianumbrit.



See sümbol näitab seadme katalooginumbrit.



See sümbol näitab, et seade vastab II klassi seadmetele kehtestatud ohutusnõuetele.



See sümbol näitab, et seadet on lubatud kasutada ainult alalisvooluga.



See sümbol näitab, et seadet on lubatud kasutada ainult vahelduvvooluga.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi kasutada silmade ümbruses ja kulmudel või nende ümbruses.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi kasutada vannis, duši all ega mujal vees.



See sümbol tähendab, et trafo on lühisekindel.



See sümbol tähendab, et trafo on impulsstoiteallikas.



See sümbol tähendab, et seade on konstrueeritud sisetingimustes kasutamiseks.



See sümbol näitab maksimaalset ümbritseva õhu temperatuuri, mille juures võib trafo tavakasutuse korral pidevalt töötada.



See sümbol näitab, et seade on ette nähtud kasutamiseks maksimaalsel kõrgusel merepinnast kuni 3000 m.



See ringlussevõtu sümbol näitab toote materjali, et lihtsustada ringlussevõttu või muud taastootlust. Sümbol võib sisaldada numbrit ja/või lühendit.



See sümbol näitab, et elektriseadmete vooluvõrku ühendamiseks on vaja spetsiaalset eraldi toiteplokki.



See sümbol tähistab lüliti või lüliti asendit, mille abil osa seadmest on sisse lülitatud, et viia see ooterežiimile, tuvastada millisele juhtseadisele tuleb lülitada või anda märku madalast energiatarbimisest.

IP22

See sümbol näitab kaitset $\geq 12,5$ mm tahkete võõrosakeste sissetungimise eest ja kaitset vertikaalselt tilkuva vee sissetungimise tekitatud kahjulike mõjude eest, kui toode on kallutatud 15-kraadise nurga alla.

IP30

See sümbol näitab kaitset tahkete $\geq 2,5$ mm võõrosakeste sissetungimise eest ja seda, et puudub kaitse vee sissetungimisest tingitud kahjulike mõjude eest.



See sümbol näitab seadme energiatõhususe taset.



See sümbol näitab, et adapterit ei tohi kasutada, kui pistiku harud on kahjustunud.



See sümbol näitab, et seadme saab ringlusse võtta – mitte seda, et seade on ringlusse võetud või et see võetakse vastu kõigis jäätmekäitluskohtades.



See sümbol näitab, et tegu on elektroonikaromuga. Elektroonikaromusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Võimaluse korral viige ringlusse võtmiseks jäätmekäitluskohta. Ringlussevõtu kohta küsige nõu kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt (vt jaotist „Ringlussevõtt“).



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ).



Rohelise punkti märk (sks „Der Grüne Punkt“). Roheline punkt on tarbekaupade pakendimaterjalide ringlussevõtmiseks mõeldud tööstuste rahastatavate süsteemide Euroopa võrgustiku litsentsisümbol.



Sümbol näitab, et toode vastab asjakohastele EL-i direktiividele, mis käsitlevad tervist ja ohutust ning keskkonnakaitset.



FSC (Forest Stewardship Council) logo tähendab, et toode on pärit vastutustundlikest allikatest, kus metsade majandamine on keskkonnasõbralik, ühiskondlikult kasulik ja majanduslikult elujõuline.

Saturs

Laipni lūdzam!	33
Ierīces apskats	34
Kontrindikācijas	34
Svarīgi drošības norādījumi	36
Kā IPL darbojas	38
Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas	39
Ieteicamais procedūru grafiks	39
Ko sagaidīt?	40
Kā lietot Lumea ierīci	41
Plašāka informācija par Lumea ierīci	46
Uzlāde	46
Uzgaļi	47
SmartSkin sensors	48
Gaismas intensitātes izvēle	49
Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī	50
Lumea izmantošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma	50
Ierīces ņemšana līdzi ceļojumā	51
Pēc lietošanas	51
Problēmu novēršana	52
Garantija un atbalsts	55
Otrreizējā pārstrāde	55
Tehniskie rādītāji	56
Elektromagnētiskā saderība — atbilstības informācija	57
Simbolu skaidrojums	57

Laipni lūdzam!

Laipni lūdzam Philips Lumea pasaulē! Lai iegūtu zīdaini gludu ādu, jums būs vajadzīgas tikai dažas nedēļas.

Lumea izmanto intensīvi pulsējošas gaismas (Intense Pulsed Light — IPL) tehnoloģiju, kas pazīstama kā viena no visefektīvākajām metodēm matiņu ataugšanas pastāvīgai novēršanai. Ciešā sadarbībā ar pieredzējušiem zinātniekiem un dermatologiem mēs esam pielāgojuši gaismas tehnoloģiju, kas sākotnēji tika izmantota skaistumkopšanas salonos. Tagad jūs varat vienkārši, ērti un efektīvi izmantot šo tehnoloģiju mājās. Lumea ierīce ir maiga, un tā piedāvā ērtu un efektīvu apstrādi ar nelielu jums piemērotu intensitāti. Nevēlamie matiņi paliek pagātnē.

Lumea var izmantot uz ķermeņa un sievietes sejas (zem vaiga kaula).

Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/support. Lai saņemtu papildu informāciju, vietnē www.philips.com/Lumea skatiet ekspertu padomus, iepazīstināšanas video un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, gūstot no Lumea maksimālo labumu.

Piezīme. Vienmēr glabājiet šo instrukciju kopā ar savu ierīci.

Ierīces apskats

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Gaismas lodziņš (ar iebūvētu UV filtru) | 9 | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga |
| 2 | Uzgaļi | 10 | Apstiprinājuma poga |
| a | Ķermeņa uzgalis | 11 | Pārslēgšanas pogas |
| b | Sejas uzgalis  | 12 | Intensitātes indikatori |
| c | Bikini zonas uzgalis  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 13 | SmartSkin poga |
| d | Paduses uzgalis  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 14 | Lādēšanas indikators |
| e | Precīzais uzgalis  (BRI955, BRI973) | 15 | Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" |
| 3 | SmartSkin sensors | 16 | Gaisa ieplūdes atveres ventilatoram |
| 4 | Integrēta drošības sistēma | 17 | Gaisa izplūdes atveres |
| 5 | Uzgaļi atrodas atstarotājs | 18 | Ierīces ligzda |
| 6 | Elektroniskie kontakti | 19 | Adapteris |
| 7 | Elektronisko kontaktu atvere | 20 | Mazā kontaktdakša |
| 8 | Gaismas impulsa zibšņa poga | 21 | Tīrīšanas drāna (nav parādīts/-a) |
| | | 22 | Somiņa (nav parādīts/-a) |

Kontrindikācijas



Stāvokļi

Nekad nelietojiet ierīci:

- Ja esat jaunāks/-a par 18 gadiem vai vecāks/-a par 65 gadiem.
- Jūsu ādas tonis ir tāds, kas tabulā "Piemēroti ādas toni", kas ietverta šīs lietotāja rokasgrāmatas sākumā, ir atzīmēts kā "❌";
- ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jo ierīce nav testēta uz grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti;
- ja jums ir aktīvi implantāti, piemēram, elektrokardiostimulators, neirostimulators, insulīna sūknis u. tml.

Medikamenti/slimību vēsture

Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem.

- ja jūsu āda pašlaik tiek ārstēta vai pēdējo 7 dienu laikā tikusi ārstēta ar alfa-hidroksiskābēm (AHA), beta-hidroksiskābēm (BHA), lokāli lietojamu tretinoīnu un azelaīnskābi;
- Ja pēdējo sešu mēnešu laikā ir uzņemta jebkura izotretinoīna akutāna vai roakutāna forma. Šāda ārstēšana var padarīt ādu vairāk uzņēmīgu pret plīsumiem, brūcēm un iekaisumiem.
- Ja lietojat gaismjutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojiet ierīci, ja instrukcijā ir norādīts, ka lietošana var izraisīt fotoalerģiskas un fototoksiskas reakcijas vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.

- Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tostarp pastiprināti lietojat aspirīnu, kā lietošanas dēļ nav iespējams vismaz 1 nedēļas periods pirms katras apstrādes, kad medikamenti būtu pilnībā izdalījušies no organisma.

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja pēdējo 3 mēnešu laikā esat saņēmis/-usi staru terapiju vai ķīmijterapiju;
- ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu;
- ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.

Patoloģijas/traucējumi

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums ir cukura diabēts vai citas sistēmiskas un metaboliskas slimības;
- ja jums ir sastrēguma sirds slimība;
- ja jums ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, polimorfiski gaismas izsitumi (PMLE), saules nātrene, porfirija u. tml.;
- ja jums ir bijuši kolagēna izstrādes traucējumi, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vai grūti dzīstošas brūces;
- ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu;
- ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alerģiskas reakcijas;
- ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsreces traucējumi;
- ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS);
- ja Jums ir ādas pigmentācijas traucējumi, piemēram, vitiligo.

Ādas stāvokļi

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši matu maisiņi, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes (aukstumpumpas), brūces, ādas bojājumi vai asinsizplūdumi (zilumi);
- uz kairinātas (apsārtušas vai iegrieztas), saulē apdegušas, nosauļotas vai mākslīgi-nosauļotas ādas;
- šajās ādas zonās: uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālījām (vispirms konsultējieties ar ārstu). Tas var izraisīt apdegumus un ādas toņa maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu.
- šajās ādas zonās: uz kārpām, tetovējumiem vai permanentā grima.

Vieta/zona



Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:

- ap acīm un uz uzačīm vai to tuvumā; Lumea drīkst izmantot tikai uz ķermeņa un sievietes sejas (zem vaiga kaula);
- uz lūpām, galvas ādas, starpenes, krūtsgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, maksts, anālās atveres un nāsu un ausu iekšpusē;
- zonās, kur jūs lietojat ilglaicīgas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu;
- virs mākslīgiem svešķermeņiem, piemēram, silikona implantiem, zemādas injekciju portiem (insulīna dozēšanai) vai pīrsingi, vai to tuvumā;
- **virīeši** nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās, ne arī dzimumorgānu apvidū. Matīņiem šajā vietās ir citādas īpašības. Varat gūt ādas apdegumu (kas izraisa sāpes, ilgstošu ādas apsārtumu un pigmentāras izmaiņas).

Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja nav pārliecības, ka varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.

Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājumi




Izlasiet un ievērojiet šo instrukciju, lai efektīvi izmantotu ierīci un novērstu/samazinātu traumu, ādas reakciju un blakusparādību risku.

- Pirms lietojat Lumea, ādai jābūt tīrai, bez apmatojuma un pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādu losjonu vai želejas.
- Turiet ierīci un adapteri sausumā.
- Šī ierīce nav mazgājama. Ierīci nedrīkst mērkāt ūdenī un mitrināt zem ūdens krāna.
- Ūdens savienojumā ar elektroenerģiju ir bīstams. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, blakus pilnai vannai, tekošai dušai vai pie uzpildīta peldbaseina). Mitrums var sabojāt ierīci un radīt drošības risku.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tajā ir bojājums. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālo detaļu.
- Ja ierīce vai adapteris ir salauzts vai bojāts, nepieskarieties iekšējām daļām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Ja gaismas lodziņa UV filtrs un/vai uzgalis ir bojāts, nelietojiet ierīci, jo šādos apstākļos nevar garantēt drošu darbību.
- Nemēģiniet atvērt vai salabot ierīci vai nomainīt nenomaināmās baterijas. Atverot Philips Lumea, jūs varētu pakļaut sevi bīstamām elektriskām sastāvdaļām un gaismas impulsu enerģijai. Gan šīs sastāvdaļas, gan šī enerģija var radīt traumas acīm un/vai citām ķermeņa daļām.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Ja remontu veic nekvalificēts cilvēks, lietotājam var rasties īpaši bīstamas situācijas.
- Šo ierīci nedrīkst modificēt. Nomainiet, nepārlabojiet un nenogrieziet nevienu ierīces daļu (piem., bateriju, adapteru vai kabeli), jo tas var radīt bīstamu situāciju.


- Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis. Lai gan tas nav nepieciešams drošībai, ērtībai varat lietot saulesbrilles vai aizsargbrilles, ja gaisma jums šķiet neērta vai pārāk spilgta.
- Neizgaismojiet vienu un to pašu vietu vairākas reizes procedūras laikā. Uzgaļu virsmai ir jāpārklājas ar iepriekšējo vietu, lai pārlicinātos, ka tiek izgaismota visa ādas zona, taču vienas un tās pašas zonas apstrāde vairākas reizes nepalielina efektivitāti.
- Higiēnas labad ierīci ieteicams lietot vienai personai.
- Nelietojiet depilācijas krēmus zonā, kas ir apstrādāta ar ierīci (vai vēl tiks ar to apstrādāta), jo ķīmikālijas var izraisīt ādas reakcijas.
- Neizmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu apstarojamās zonas. Tas var radīt apdegumus uz ādas.
- Ierīci var uzglabāt temperatūrā no -25 °C līdz 70 °C. Uzlādējiet un lietojiet ierīci no 5 °C līdz 35 °C temperatūrā. Ierīce nedarbosies pareizi ārpus šī temperatūras diapazona. Tas var radīt apdegumus uz ādas.
- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajiem mērķiem un ievērojiet vispārīgos un bateriju drošības norādījumus. Jebkāda veida nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus, aizdegšanos vai citu neparedzētu bīstamību vai ievainojumus.
- Liekā apmatojuma noņemšana ar intensīvas pulsācijas gaismas avotiem dažiem cilvēkiem var pastiprināt matu augšanu. Pamatojoties uz pašlaik pieejamajiem datiem, lielākās šīs reakcijas riska grupas ir Vidusjūras, Tuvo Austrumu un Dienvidāzijas izcelsmes sievietes, apstarojot seju un kaklu.
- Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad uz ādas lietojiet kādus produktus. Ja pēc kāda produkta lietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājiet to ar ūdeni. Ja tomēr rodas ādas reakcijas, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.
- Ja skūšanās, epilācija vai vaksācija izraisa ādas kairinājumu, mēs iesakām neizmantot ierīci, līdz ādas kairinājums ir pārgājis.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu orgānu vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīgā persona uzrauga lietošanu vai sniedz norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
- Glabājiet Lumea bērniem nepieejamā vietā.
- Jāraugās, lai bērni nerotālās ar šo ierīci. Uzraudzība ir jānodrošina, lai novērstu iespējamo risku, piemēram, gaismas starojuma iedarbību, elektrošoku, nožņaugšanos kabeļos vai aizrīšanos ar uzgaļiem.
- Līdz pat 4 nedēļas pirms Lumea lietošanas un 48 stundas pēc tam noteikti izvairieties no dabiskās saules gaismas un solārija. Jūtīga vai mākslīgi iesauļota āda visdrīzāk apdegs, vai veidosies pigmentācijas izmaiņas. Aizsargājiet ādu no saules stariem ar apģērbu vai uz neapsegto zonām uzklājiet sauļošanās aizsarglīdzekli ar vismaz SPF50 aizsardzības pakāpi. Norādījumi par Lumea ierīces drošu lietošanu ir sniegti rokasgrāmatas nodaļā "Lumea lietošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgi nosauļotai ādai".
- Nelietojiet Lumea 2 nedēļas pēc mākslīgā iedeguma līdzekļu (piemēram, krēmu, aerosolu vai tablešu) lietošanas. Mākslīgi iesauļota āda visdrīzāk apdegs vai veidosies pigmentācijas izmaiņas. Norādījumi par Lumea ierīces drošu lietošanu ir sniegti rokasgrāmatas nodaļā "Lumea lietošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgi nosauļotai ādai".

- Ja pamanāt ādas toņa izmaiņas kopš iepriekšējās procedūras, pirms nākamās procedūras iesakām veikt ādas testēšanu un nogaidīt 24 stundas. Ja pēc šī perioda rodas vai saglabājas ādas reakcijas, izmantojiet zemāku ierīces iestatījumu, kas neizraisa ādas reakcijas, vai pārtrauciet ierīces lietošanu, ja to jau izmantojāt ar viszemāko iestatījumu (①).
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Ierīces lietošanas laikā SmartSkin sensora lodziņam ir jābūt tīram, lai novērstu nepareizu darbību (sk. "D Tīrīšana un glabāšana pēc procedūras").
- Gaismas izejas lodziņš un uzgaļa iekšējās daļas lietošanas laikā var ļoti uzkarst (vairāk nekā 210 °C). Pirms pieskaršanās gaismas lodziņam un uzgaļa iekšējām daļām vienmēr uzgaidiet, līdz tie atdziest.
- Šai ierīcei ir noņemams barošanas bloks. Izmantojiet tikai adapteri, kas piegādāts kopā ar šo ierīci. Neizmantojiet pagarinātāju. Atsauces numurs (AD2069x20020HF) ir norādīts uz ierīces. Šajā numurā ietvertais simbols „x” norāda uz valsti izmantotā kontaktspraudņa veidu.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Vienmēr atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla, kad tas ir pilnībā uzlādēts.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai vai augstai temperatūrai (nenovietojiet pie karstām krāsnīm, mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītiem). Pārkaršanas gadījumā akumulatori var uzsprāgt.
- Ja baterija ir bojāta vai tai radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Ja ierastajā režīmā ierīce darbojas savādāk (piemēram, neparasta smaka vai vibrācijas, ilgāks uzlādes laiks), pārtrauciet ierīces lietošanu un uzlādi un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību.
- Ievērojiet ieteicamo procedūru grafiku. Palielinot biežumu, īpaši sākotnējā fāzē, var palielināties ādas reakciju risks.


Kā IPL darbojas



Izmantojot intensīvās pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģiju, āda tiek pakļauta saudzīgiem gaismas impulsiem, ko absorbē matu saknītes. Jo gaišāka āda un tumšāki matiņi, jo labāk tiek absorbēti gaismas impulsi.



Gaismas impulsi veicina matiņu folikulu ieiet atpūtas fāzē. Tā rezultātā mati dabiski izkrit, un to ataugšana ir novērsta.



Matu augšanas cikls sastāv no dažādām fāzēm. IPL tehnoloģija iedarbojas tikai tad, kad mati ir to augšanas fāzē. Ne visi mati vienlaikus ir augšanas fāzē. Tāpēc iesakām ievērot sākotnējo procedūras fāzi (4 procedūras, katrai procedūrai 2 nedēļu starplaiks) un pēc tam turpināt procedūras fāzi (pielabošanas procedūras ik pēc 4 nedēļām), lai pārliecinātos, ka viss apmatojums tiek efektīvi apstrādāts augšanas fāzē.

Padoms. Lai nodrošinātu ilgstošu apmatojuma noņemšanas efektu, iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4 nedēļām.


Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas

Ja jums ir gaiši blonds, sirms, ruds vai balts apmatojums, apstrāde ar Lumea nebūs efektīva, jo šādu krāsu apmatojums neabsorbē pietiekami daudz gaismas.

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai ierīci drīkst lietot ar jūsu ķermeņa apmatojuma krāsu, skatiet apmatojuma krāsas tabulu atlokāmajā lapā.

Ieteicamais procedūru grafiks

Sākotnējā fāze



Lai efektīvi samazinātu apmatojumu, ievērojiet sākotnējās apstrādes grafiku.

Sākotnējās apstrādes grafiks

Lai nodrošinātu, ka viss apmatojums ir apstrādāts, pirmās 4 procedūras ar Lumea veiciet reizi divās nedēļās.

- Veiciet procedūru 3 dienu laikā pirms vai pēc plānotā procedūras datuma.
- Ja apstrāde nav veikta 3 dienu laikā pirms vai pēc plānotā procedūras datuma, atsāciet sākotnējo fāzi. Iepļānojiet 4 procedūras — vienu procedūru ik pēc divām nedēļām.

Piezīme. Ja neatsāksiet sākotnējo fāzi, apmatojums var netikt efektīvi samazināts.

Piezīme. Aizstājot kādu no IPL procedūrām ar citu apmatojuma likvidēšanas metodi (vaksāciju, epilēšanu utt.), jūs neveicināsiet nepieciešamo apmatojuma samazināšanu.

Ja vēlaties likvidēt apmatojumu starp Lumea procedūrām, varat izmantot savu parasto apmatojuma likvidēšanas paņēmieni (izņemot apmatojuma noņemšanas krēmus).

Pielabošanas fāze



Pēc sākotnējās fāzes (4 procedūrām) iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4 nedēļām.

Pielabošanas procedūru grafiks

Veiciet procedūru ik pēc 4 nedēļām. Lai efektīvi samazinātu apmatojumu, veiciet kopā 8 šādas procedūras. Tas paredzēts, lai saglabātu rezultātus un izbaudītu gludu ādu mēnešiem.

- Iesakām veikt procedūru 4 dienu laikā pirms vai pēc plānotā procedūras datuma.
- Rezultāti var atšķirties atkarībā no jūsu individuālā apmatojuma augšanas ātruma un arī atkarībā no ķermeņa zonas.
- Ja pielabošanas fāze ir pabeigta un redzat vajadzību turpināt procedūras (apmatojums sāk ataugt), iesakām atsākt sākotnējo fāzi.

Piezīme. Biežāka ierīces izmantošana nepalielina efektivitāti.

Padoms. Atzīmējiet procedūru grafiku savā kalendārā, lai atgādinātu sev par plānotajām procedūrām.

Ko sagaidīt?

Sākotnējās fāzes laikā


- Pēc pirmās procedūras var paiet 1–2 nedēļas, līdz apmatojums sāk izkrist. Pirmajās nedēļās pēc pirmās procedūras būs novērojams, ka apmatojums turpina augt. Tie, visticamāk, ir matiņi, kuri pirmās procedūras laikā vēl nav bijuši augšanas fāzē.
- Pēc 2–3 procedūrām varēsiet novērot ievērojamu apmatojuma augšanas palēninājumu. Tomēr, lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, ir svarīgi turpināt apstrādi saskaņā ar ieteicamo procedūru grafiku.
- Paredzams, ka pēc 4 procedūrām apmatojuma augšana ievērojami samazināsies zonās, kuras apstrādātas ar Lumea. Turklāt būs pamanāms arī apmatojuma biezuma samazinājums.

Pielabošanas fāzē

- Lai saglabātu rezultātus, turpiniet apstrādi, regulāri veicot pielabošanu (ik pēc 4 nedēļām).


Kā lietot Lumea ierīci

A Apmatojuma likvidēšana un ādas nomazgāšana




- 1 Pirms katras procedūras likvidējiet apmatojumu, ja apmatojums vēl ir redzams. Apmatojumu var noskūt, epilēt vai vaksēt. Pārliecinieties, ka sākat procedūru, pirms uz ādas ir redzams jauns apmatojums. Ja veicat vaksāciju, uzgaidiet 24 stundas, pirms lietojat Lumea ierīci.

Piezīme. Ja skūšanās, epilācija vai vaksācija izraisa ādas kairinājumu, mēs iesakām neizmantot ierīci, līdz ādas kairinājums ir pārgājis.



- 2 Nomazgājiet un noslaukiet ādu. Pārliecinieties, ka uz tās nav losjona vai želejas.


B Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras




- 1 Lai noteiktu pareizo gaismas iestatījumu, vienmēr testējiet ādu šādos gadījumos:

- sākot apstrādāt jaunu ķermeņa zonu un/vai izmantot jaunu uzgali;
- pēc saulēšanas vai mākslīgā iedeguma (sk. "Lumea izmantošana pirms un pēc saulēšanas vai mākslīgā iedeguma").


- 2 Izvēlieties pareizo uzgali ādas testēšanai (sk. "Uzgali").





3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (⏻), lai ieslēgtu ierīci.

4 Izvēlieties zonu ādas testēšanai.




5 Stingri piespiediet ierīci ādai un pieturiet to.

Ierīcē iestrādātā drošības sistēma novērš netīšu zibsnīšanu, ja nav pilnīgas saskares ar ādu.



6 Indikatoram "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" jāiedegas baltā krāsā, norādot, ka ir panākta pilnīga saskare ar ādu.

- Ja indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" ir oranžs, ādas tonis ir pārāk tumšs, lai veiktu procedūru. Izmēģiniet Lumea ierīci gaišākā ķermeņa zonā.



7 Izmēģiniet katru iestatījumu uz savas ādas un atrodiet sev piemērotāko iestatījumu.


Ja gaismas impulsa zibsnis jūtas neērti un izjūtat sāpes, pazeminiet iestatījumu.

Ja pat izmantojot viszemāko iestatījumu (①), rodas nepatīkamas sajūtas, pārtrauciet ierīces lietošanu.

- Kad indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" ir iededzies baltā krāsā, vienreiz nospiediet zibšņa pogu uz roktura, lai apstrādātu vienu ādas vietu ar iestatījumu ①.


Ierīce izdos kļušu, paukšķošu skaņu. Zibšņa deļ jutīsiet siltumu.

• Būs redzams gaismas zibsnis.



Piezīme. Varat pārslēgt gaismas intensitātes iestatījumus, nospiežot pārslēgšanas pogu.

- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ②.



- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ③.
- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ④.
- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ⑤.



24 hours

8 Nogaidiet 24 stundas.

Piezīme. Pat ja ādas testa laikā atradāt sev piemērotāko iestatījumu, ādas reakcijas var parādīties 24 stundu laikā pēc lietošanas.



9 Pārbaudiet, vai jūsu ādai nav nekādu reakciju (piemēram, apsārtums, kairinājums, izsitumi).


Ja pēc 24 stundām ādas reakcijas nav, sāciet procedūru ar augstāko, sev piemērotāko iestatījumu.

Ja augstākais, sev piemērotākais iestatījums izraisīja ādas reakciju, izvēlieties zemāku iestatījumu, kas neizraisīja nekādas ādas reakcijas.


Ja neesat pārbaudījis zemāku iestatījumu, atkārtojiet ādas testu.

C Procedūra


SVARĪGI! Pirms sākat procedūru, vispirms pabeidziet darbības, kas aprakstītas A sadaļā (Apmatojuma likvidēšana un ādas nomazgāšana) un B sadaļā (Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras).




1 Pievienojiet strāvas adapteri ierīcei un pievienojiet strāvas kontaktligzdai vai uzlādējiet ierīci un lietojiet bez vada.




- 2** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (🔌), lai ieslēgtu ierīci.



- 3** Izvēlieties iestatījumu, ko izvēlēties pēc ādas testēšanas (B sadaļa, 9. darbība).




- 4** Stingri piespiediet ierīci ādai un pieturiet to. Indikatoram "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" jāiedegas baltā krāsā.



- 5** Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī pie ādas. Zibsnis apstrādās ādu attiecīgajā vietā.

Ierīce izdos kļu, paukšķošu skaņu. Zibšņa dēļ jutīsiet siltumu.


Pēc katra zibšņa nepieciešamas 3,5 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsnim. Kad indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" atkal iedegas baltā krāsā, varat veikt zibsnī.




- 6** Pārvietojieties uz zonu blakus un vēlreiz nospiediet zibšņa pogu. Uzgaļa virsma, kas saskaras ar ādu, ir nedaudz lielāka par gaismas izvades lodziņu. Neizgaismojiet vienu un to pašu vietu vairākas reizes procedūras laikā. Uzgaļu virsmai ir jāpārklājas ar iepriekšējo vietu, lai pārliecinātos, ka tiek izgaismota visa ādas zona, taču vienas un tās pašas zonas apstrāde vairākas reizes nepalielina efektivitāti.
- 7** Turpiniet, līdz ir apstrādāta visa ādas zona. Ir divi apstrādes režīmi (sk. "Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī").
- 8** Pēc procedūras beigšanas izslēdziet ierīci.
- 9** Pirms katras nākamās procedūras likvidējiet apmatojumu, ja apmatojums vēl ir redzams.

Piezīme. Nelietojiet ierīci uz grūti apstrādājamām vai jutīgām zonām (potītes un kaulainas zonas).


D Tīrīšana un glabāšana pēc procedūras




- 1 Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, ja to esat izmantojis kopā ar strāvas adapteri.
- 2 Ļaujiet ierīcei atdzist.




- 3 Samitriniet komplektācijā iekļauto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem.



- 4 Noņemiet uzgali no ierīces.



- 5 Notīriet ierīces gaismas lodziņu (A).



- 6 Notīriet visas uzgaļa virsmas, tostarp metāla atstarotāju un uzgaļa lodziņu (daļa B, C, D, E).
- 7 Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.
- 8 Glabājiet ierīci sausā vietā, kur nav putekļu.

Plašāka informācija par Lumea ierīci

Uzlāde

Ja lietojat ierīci pirmo reizi un gadījumā, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 40 minūtes. Uzlādējiet ierīci, kad lādēšanas indikators iedegas oranžā krāsā lietošanas laikā, lai norādītu, ka bateriju uzlādes līmenis ir zems un tās drīz būs tukšas.

Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina vismaz 130 gaismas impulsa zibšņus ar 5. līmeņa gaismas intensitāti.

Ierīces uzlāde

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un ievietojiet adapteri strāvas kontaktligzdā.
 - Lādēšanas laikā lādēšanas signāllampīņa mirgo baltā krāsā.
 - Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, lādēšanas lampīņa nepārtraukti deg baltā krāsā.
 - Nekad neapklājiet adapteri un ierīci uzlādēšanas laikā.

Piezīme. Adapteris un ierīce uzlādes laikā var uzsilt. Tas ir normāli.

Piezīme. Šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību, un tā netiek uzlādēta, ja temperatūra telpā pārsniedz 40 °C.

- 3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no ierīces.

Padoms. Pēc katras lietošanas reizes uzlādējiet ierīci, lai saglabātu akumulatora darbības.


Piezīme. Baterijas kapacitāte nav pietiekama, lai veiktu visa ķermeņa apstrādi. Kad apstrādājat lielas ķermeņa zonas, piemēram, kājas, iesakām izmantot ierīci ar vadu.

Uzgaļi


Lai sasniegtu optimālus rezultātus, ir svarīgi izmantot pareizo uzgaļi, kas ir paredzēts konkrētās ķermeņa zonas apstrādei. Lumea nodrošina iespēju veikt visa ķermeņa procedūru, izmantojot vairākus uzgaļus, kuri ir paredzēti lietošanai noteiktās ķermeņa zonās. **SenseIQ** tehnoloģija pielāgo procedūras programmu, kad ir pievienots cits uzgaļs.

Piezīme. Ja uz uzgaļa savienojuma ir netīrumi, ierīce var pārstāt darboties un rādīt, ka ir notikusi kļūme. Šādā gadījumā notīriet savienojumu.

Lai uzliktu uzgaļi, vienkārši uzspiediet to uz gaismas lodziņa.



Lai uzgaļi noņemtu, vienkārši noraujiet to no gaismas lodziņa.



Ķermeņa uzgaļs

Ķermeņa uzgaļim ir lielākais procedūras lodziņš un izliekta forma, lai efektīvi nosegtu un apstrādātu ķermeņa zonas zem kakla līnijas, it īpaši lielas zonas, piemēram, kājas, rokas un vēderu.

Sejas uzgaļs



Sejas uzgaļi ar precīzu, plakānu formu ir iestrādāts papildu sarkans stikla filtrs drošai un precīzai jutīgas ādas procedūru veikšanai virs augšlūpas, zoda un pie vaigiem. Ierīce ir paredzēta nevēlama ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem vaigu kauliem. Izmantojot ierīci zonās ar asām kontūrām, piemēram, uz apakšžokļa un zoda, var būt grūti izveidot pilnīgu saskari ar ādu un veikt zibsnī.


Padoms. Lai atvieglotu apstrādi, novietojiet mēli starp augšlūpu un zobiem vai piepūtiet vaigus.

Paduses uzgalis (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Paduses uzgalim ir īpaši izliekta forma, lai apstrādātu paduses apmatojumu, kas varētu būt grūti sasniedzams.

Bikini zonas uzgalis (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Bikini zonas uzgalim ir speciāla forma, kas ir pielāgota efektīvai apmatojuma apstrādei bikini zonā. Tam ir izliekta forma un lielāka gaismas intensitāte, salīdzinot ar ķermeņa uzgali. Šajā zonā apmatojums parasti ir biezāks un raupjāks nekā uz kājām.

Precīzais uzgalis (BRI955, BRI973)



Precīzajam uzgalim ir izliekta forma, kas paredzēta lietošanai bikini un padušu zonās. Tam ir vidēja lieluma stikla lodziņš. Tas nodrošina precīzu un efektīvu piekļuvi bikini un padušu zonās.

SmartSkin sensors

Lumea ierīce piedāvā **SenseIQ** tehnoloģiju personalizētai apmatojuma noņemšanas procedūrai. Iestrādātais SmartSkin sensors nosaka ādas toni katras sesijas sākumā un sesijas laikā. Tas nodrošina divas funkcijas:

- 1 SmartSkin sensors neļauj apstrādāt pārāk tumšas ādas zonas: ja tas nosaka, ka ādas tonis ir par tumšu, lai to apstrādātu ar Lumea, tad indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" sāk mirgot oranžā krāsā. Nospiežot zibšņa pogu, ierīce nerada zibzni. Ierīce tiek automātiski atspējota. Tā tiek novērstas ādas reakcijas.
- 2 SmartSkin sensors palīdzēs jums izvēlēties gaismas intensitātes iestatījumu, kas ir piemērots jūsu ādai. Šim nolūkam varat izmantot pogu SmartSkin .

Gaismas intensitātes izvēle

Lumea ierīcē ir pieejami 5 dažādi gaismas intensitātes iestatījumi. Jūs vienmēr varēsiet to noregulēt uz ērtu gaismas intensitātes iestatījumu.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu ierīci. Ierīce sāk darbību gaismas intensitātes iestatījumā 1.

Piezīme. Lai noregulētu gaismas intensitātes iestatījumu manuāli, neizmantojot pogu SmartSkin, nospiediet intensitātes pārslēgšanas pogu, līdz sasniegts nepieciešamais iestatījums. Attiecīgās intensitātes gaisma iedegas baltā krāsā.

- 2 Nospiediet pogu SmartSkin , un pielieciet ierīci ādai.
- 3 Kad ierīce ir noskenējusi jūsu ādu, gaismas intensitātes indikatori sāks mirgot baltā krāsā, lai norādītu, kuras intensitātes ir visērtākās, pamatojoties uz ādas toni.
- 4 Nospiediet apstiprināšanas pogu , lai apstiprinātu, ka vēlaties izmantot norādīto iestatījumu.

Lumea ierīce automātiski izmanto augstāko norādīto intensitāti, ko parāda mirgojošs intensitātes indikators.

Lumea nodrošina iespēju iestatīt gaismas intensitāti, kas jums šķiet vispatīkamākā. Ādas jutīgums dažādām personām var atšķirties. Tāpēc ādas testēšana sniedz vissvarīgāko norādi gaismas intensitātes iestatījuma izvēlei (sk. "B Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras").

- 5 Lumea ierīces lietošana nekad nedrīkst būt nepatīkami sāpīga. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu. To var izdarīt, izmantojot pārslēgšanas pogas.


Piezīme. Ja jūsu ādas tonis ir pārāk tumšs (tumšs, kas šīs lietotāja rokasgrāmatas sākumā ietvertajā tabulā "Piemēroti ādas toņi" ir atzīmēts kā "X"), ierīce automātiski tiek atspējota, lai novērstu ādas reakcijas. Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" mirgos oranžā krāsā, norādot, ka ādas tonis ir pārāk tumšs.

- 6 Lai noteiktu visērtāko gaismas intensitātes iestatījumu, pārejot uz citu ādas zonu, kā arī pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma (sk. "Lumea izmantošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma"), veiciet ādas testēšanu. Lai atkārtoti aktivizētu iestatījumu indikācijas funkciju, nospiediet pogu SmartSkin .

Piezīme. Pirms sākat apstrādāt citu ķermeņa zonu vai pēc ādas toņa maiņas, veiciet ādas testēšanu. Nosakiet gaismas intensitātes iestatījumu katrai ķermeņa zonai atsevišķi.




Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī



Philips Lumea var veikt apstrādi divos režīmos, kurus var izvēlēties ērtākai dažādu ķermeņa zonu apstrādei:

- Pārcelšanas un zibsnīšanas režīms ir piemērots nelielu vai izliektu zonu apstrādei, piemēram, ceļgaliem un apakšdelmiem. Vienkārši nospiediet un atlaidiet zibšņa pogu, veicot vienu zibsnī.



- Šis virziņas un zibsnīšanas režīms paredzēts lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei. Pārvietojot ierīci pa ādu, turiet zibšņa pogu nospiestu, veicot vairākus zibšņus pēc kārtas.

Lumea izmantošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma

Sauļošanās ar dabisku vai mākslīgu apgaismojumu



Pakļaujot ādu dabiskai vai mākslīgai saules gaismai, var tikt iegūts iedegums, un tas ietekmēs ādas jutību un krāsu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šādi faktori:

- Lumea lietošanas laikā nepakļaujiet neaizsargātu ādu saules gaismas iedarbībai. Visā IPL lietošanas periodā, jo īpaši pirmajās 48 stundās pēc lietošanas, aizsargājiet ādu no saules stariem ar apģērbu vai uz neapsegta zonām uzklājiet sauļošanās aizsarglīdzekli ar vismaz SPF50 aizsardzības pakāpi.
- Nesāciet un neatsāciet lietot Lumea 4 nedēļu laikā pēc neaizsargātas ādas pakļaušanas saules gaismas iedarbībai (dabiskas saules gaismas iedarbībai vai sauļošanās solārijā).
- Neizmantojiet Philips Lumea uz zonām, kurās ir saules izraisīti apdegumi.

Sauļošanās, izmantojot krēmus, aerosolu vai tabletes

Ja ieguvāt mākslīgo iedegumu (izmantojot krēmu, aerosolu vai tabletes), pirms ierīces lietošanas uzgaidiet vismaz 2 nedēļas. Pirms Lumea lietošanas sākšanas vai atsākšanas, veiciet ādas testēšanu (sk. "B Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras").

Ierīces ņemšana līdzī ceļojumā

Ja ņemat ierīci līdzī ceļojumā, sazinieties ar aviosabiedrību, lai pārliecinātos, ka ierīci drīkst pārvadāt un/vai izmantot lidmašīnā.

Pēc lietošanas

Pēcapstrāde



Pēc lietošanas uz apstrādātajām zonām varat lietot losjonus, krēmus, dezodorantus, mitrinātājus vai kosmētiku.

Bridinājums. Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad uz ādas lietojiet kādus produktus. Ja pēc kāda produkta lietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājiet to ar ūdeni. Ja tomēr rodas ādas reakcijas, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Izplatītākās ādas reakcijas

Uz ādas var parādīties neliels apsārtums un/vai durstīšanas sajūta, tirpoņa vai siltuma sajūta. Tāda reakcija drīz izzūd.

Ādas žūšana un nieze var rasties skūšanās dēļ vai skūšanas un gaismas terapijas apvienošanas dēļ. Apstrādājamo zonu var dzesēt ar ledu vai mitru kabatlakatu. Ja sausums saglabājas, apstrādātajai zonai varat uzklāt nearomatizētu mitrinātāju.

Retas blakusparādības

- Apdegumi, pārmērīgs apsārtums (piem., ap matu folikuliem) un pietūkums: šīs reakcijas novērojamas reti. Tās notiek izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja šīs reakcijas neizzūd 3 dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Ādas krāsas izmaiņas: notiek ļoti reti. Ādas krāsas izmaiņas izskatās kā plankums, kas, salīdzinājumā ar apkārtesošo ādu, ir tumšāks (hiperpigmentācija) vai gaišāks (hipopigmentācija). Šī reakcija notiek, izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja ādas krāsas izmaiņas neizzūd 2 nedēļu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Neturpiniet procedūru vietās, kur pamanāmas ādas krāsas izmaiņas, kamēr tās nav izzudušas un āda nav atguvusi normālo toni.
- Ādas infekcija ir ļoti reti sastopama, taču ir iespējams risks pēc (mikro)brūces, ādas apdeguma, ādas kairinājuma u. c. ievainojumu iegūšanas.
- Epidermas sakaršana (asi izteikts brūngans apgabals, kas bieži vien raksturīgs tumšākiem ādas toņiem un ko nepavada ādas sausums): šī reakcija notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 nedēļas laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.

- Čulgu veidošanās (izskatās kā sīki pūslīši uz ādas virsmas): notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 mēneša laikā pēc infekcijas iekļūšanas ādā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Rētas: bieži — apdeguma blakusparādība; sadzišana var aizņemt vairāk nekā mēnesi.
- Folikulīts (pietūkums ap matu folikuliem kopā ar pustulu veidošanos): šī reakcija novērojama ļoti reti, un to rada baktēriju iekļūšana bojātā ādā. Ja notiek šāda reakcija, iesakām konsultēties ar ārstu, jo folikulīta gadījumā jums var būt nepieciešama ārstēšana ar antibiotikām.
- Sāpes: šī reakcija var notikt procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas, izmantojat ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādas tonim, veicat zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi vai izmantojat ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u. tml.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Lietošanas laikā ierīce/adapteris uzsilst.	Tā ir normāla parādība, ja ierīce un adapteris uzkarst lietošanas laikā (bet ne pārāk karsti, lai tiem varētu pieskarties).	Izmantojiet ierīci nedaudz vēsākā vidē un/vai ļaujiet tai atdzist, pirms turpināt darbu.
	Nedarbojas ventilators.	Pārbaudiet, vai uzgalis ir kārtīgi pievienots. Ja nepieciešams, notīriet uz uzgaļa esošos savienotājus. Ja uzgalis ir labi savienots ar ierīci un ir iespējams veikt zibšņus, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Rokas vai dvieļis aizklāj dzesējošo ventilatora gaisa plūsmu.	Raugiet, lai dzesējošā ventilatora gaisa plūsma netiktu aizklāta.
Kad es novietoju ierīci uz ādas, tā neveic zibsnī. Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" mirgo oranžā krāsā.	Ādas tonis zonā, ko vēlaties apstrādāt, ir pārāk tumšs.	Ar Lumea apstrādājiet citas ķermeņa zonas ar gaišāku ādas toni.
Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" mirgo oranžā krāsā, un mirgo arī visas 5 intensitātes gaismas.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai ierīci atiestatītu, izvelciet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas un nogaidiet apmēram 30 minūtes, līdz ierīce atdziest. Ierīcei atkal vajadzētu normāli darboties. Ja tā atkal nedarbojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" neiedegas baltā krāsā.	Ierīce nav pilnībā saskārusies ar ādu.	Novietojiet ierīci uz ādas 90° leņķī, lai integrētā drošības sistēma saskartos ar ādu.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce rada dīvainu smaku.	Gaismas staru izvadišanas lodziņš vai sensors SmartSkin ir netīrs.	Rūpīgi notīriet gaismas izejas lodziņu un SmartSkin sensoru.
	Procedūrai pakļautajās ādas zonās esošie matiņi nav noņemti rūpīgi. Šie matiņi var degt un izraisīt smaku.	Pirms Lumea lietošanas sagatavojiet ādu.
Ierīce neveic zibšņus, ventilators nav ieslēgts, un mirgo visi 5 intensitātes indikatori.	Uzgalis nav pareizi pievienots.	Pārliedzinieties, ka uzgalis tiek pilnībā pievienots. Ja nepieciešams, notīriet uzgaļa elektroniskos kontaktus.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti. Lietojot ierīci, man ir nepatīkamas sajūtas.	Jūsu izmantotais gaismas intensitātes iestatījums ir pārāk augsts.	Pārbaudiet, vai ir izvēlēts ērts gaismas intensitātes līmenis. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku iestatījumu.
	Procedūrai pakļautajās ādas zonās esošie matiņi nav noņemti.	Pirms Lumea lietošanas sagatavojiet ādu.
	Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.	Ja ir bojāts UV filtrs, ierīci lietot nedrīkst. Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.	Nekad nelietojiet ierīci uz kairinātas (apsārtušas vai iegrieztas), saulē apdegušas, iesaulotas vai mākslīgi nosaulotas ādas. Nekad nelietojiet ierīci, ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši matu maisiņi, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes (aukstumpumpas), brūces, ādas bojājumi vai asinsizplūdumi (zīlumi). Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās: uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām (vispirms konsultējieties ar ārstu). Nekad neizmantojiet ierīci uz kārpām, tetovējumiem vai permanentā grima, ap acīm, uz uzacīm vai uzacu tuvumā, uz lūpām, starpenes, galvas ādas, krūtsgaliem, areolām, iekšējām kaunuma lūpām, maksts, anālās atveres, nedz arī nāsu vai ausu iekšpusē. Vīrieši nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās un dzimumorgānu zonā. Tas var izraisīt apdegumus un ādas krāsas maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu.
	Procedūra ir sāpīga pat pie viszemākā iestatījuma ①).	Lumea var nebūt piemērota jūsu ādai. Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Uzgalī nav stikla lodziņš.	Tas ir normāli.	Nedariet neko; ķermeņa un padušu uzgaļos nav stikla lodziņš. Tikai sejas uzgalim ir sarkans stikla filtrs. Precīzajam un bikini zonas uzgaļiem ir caurspīdīgs stikla lodziņš.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs izmantojāt pārāk augstu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamo reizi izvēlieties zemāku intensitāti (sk. "Gaismas intensitātes izvēle").

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Zibsnis manām acīm ir pārāk spilgts. Vai man valkāt aizsargbrilles?	Nē, Philips Lumea nenodara ļaunumu jūsu acīm.	Ierīces radītā izkliedētā gaisma ir nekaitīga acīm. Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietošanas laikā brilles nav nepieciešamas. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapziblinātu acis. Pārļiecinieties, ka ir ciešs kontakts ar ādu, lai izvairītos no izkliedētās gaismas.
Procedūras rezultāti nav apmierinoši.	Jūs izmantojāt pārāk zemu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamreiz izvēlieties augstāku iestatījumu.
	Jūs neapstrādājāt visas procedūrai pakļautās ādas zonas.	Uzgaļu virsmai ir jāpārklājas ar iepriekšējo vietu, lai pārļiecinātos, ka tiek izgaismota visa ādas zona, taču vienas un tās pašas zonas apstrāde vairākas reizes nepalielina efektivitāti.
	Ierīce nav efektīva jūsu ķermeņa apmatojuma krāsai.	Ja jums ir gaiši blondi, sirmi, rudi vai balti mati, apstrāde nebūs efektīva.
	Ierīce netika izmantota tik bieži, cik ieteicams.	Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus, mēs iesakām ievērot ieteicamo lietošanas grafiku. Varat samazināt laiku starp lietošanas reizēm, bet nelietojiet to biežāk kā reizi divās nedēļās.
	Jūs lēnāk reaģējat uz IPL procedūru.	Turpiniet izmantot ierīci vismaz 6 mēnešus, jo matiņu augšana joprojām var samazināties šī perioda laikā.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Philips Lumea izstrādājumos ir izmantoti atkārtoti pārstrādājami materiāli, un tos nevajadzētu izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Informāciju par atkārtotās pārstrādes iespējām skatiet Philips Lumea atbalsta interneta vietnē. Nemetiet to ugunī.

Tehniskie rādītāji

Pārvadāšanas un uzglabāšanas nosacījumi	PARASTAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ Lumea ierīce darbojas atbilstoši specifikācijai pēc tam, kad ir pārvadāta vai uzglabāta šādos vides apstākļos: no -25 °C līdz 70 °C, līdz 90 % RH, bez kondensācijas, no 700 hPa līdz 1060 hPa
Eksploatācijas apstākļi	PARASTAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ Lumea ierīce darbojas atbilstoši specifikācijai šādos vides apstākļos: no 5 °C līdz 35 °C, līdz 90 % RH, bez kondensācijas, no 700 hPa līdz 1060 hPa
Izstaroto viļņu garums	565–1400 nm
Impulsa ilgums	1–2,5 milisekundes, visiem iestatījumiem
Zibšņu intervāls	2–3,5 sekundes atkarībā no tā, vai ierīces barošanu nodrošina akumulators/elektrotīkls
Optiskā ekspozīcija	Ķermeņa uzgalis: 2,5–5,6 J/cm ² Paduses uzgalis: 2,5–6,5 J/cm ² Precīza uzgalis: 2,5–6,5 J/cm ² Bikini zonas uzgalis: 2,5–6,5 J/cm ² Sejas uzgalis: 2,4–5,9 J/cm ²
Adaptera ieeja	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Adaptera izeja	19,5 V --- 3,33 A 65,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte	≥88,0 %
Efektivitāte pie mazas slodzes (10 %)	≥79,0 %
Dīkstāves jaudas patēriņš	<0,21 W
Adaptera tipa numurs:	Atsauces numurs (AD2069x20020HF) ir norādīts uz ierīces. Burts „x” apzīmē spraudņa tipu, tas var būt: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 vai H.

Elektromagnētiskā saderība — atbilstības informācija

Ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētisko lauku iedarbību.

Simbolu skaidrojums

Brīdinājuma zīmes un simboli ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka izmantojat šo izstrādājumu droši un pareizi, un lai sargātu jūs un citus no savainojumiem. Tālāk ir brīdinājuma zīmju un simbolu, kas atrodas uz etiķetes un lietošanas instrukcijā, skaidrojums.



Šis simbols norāda produkta ražotāju: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nīderlande.



Šis simbols nozīmē, ka pirms ierīces lietošanas uzmanīgi jāizlasa lietotāja rokasgrāmata. Saglabāji lietotāja rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.



Šis simbols nozīmē, ka lietotājam jālasa lietošanas instrukcija, lai uzzinātu svarīgu drošības informāciju, piemēram, informāciju par piesardzības pasākumiem, ko dažādu iemeslu dēļ nav iespējams parādīt uz pašas ierīces.



Šis simbols nozīmē, ka lietotājam jālasa lietošanas instrukcija, lai uzzinātu svarīgu drošības informāciju, piemēram, kontraindikācijas un brīdinājumus, ko dažādu iemeslu dēļ nav iespējams parādīt uz pašas ierīces.



Ar šo simbolu ir apzīmēts ierīces sērijas numurs.



Ar šo simbolu ir apzīmēts ierīces kataloga numurs.



Šis simbols norāda, ka iekārta atbilst drošības prasībām, kuras ir noteiktas II klases iekārtām.



Šis simbols norāda, ka iekārta ir piemērota tikai līdzstrāvai.



Ar šo simbolu tiek norādīts, ka iekārta ir piemērota tikai maiņstrāvai.



Šis simbols norāda, ka ierīci nedrīkst izmantot ap acīm un uzacīm vai to tuvumā.



Šis simbols nozīmē: "Nelietojiet šo ierīci vannā, dušā vai ūdens tvertnē."



Šis simbols nozīmē, ka strāvas pārveidotājs ir izstrādāts ar aizsardzību pret īssavienojumu.



Šis simbols nozīmē, ka strāvas pārveidotājs ir komutējama strāvas padeves ierīce (Switch Mode Power Supply — SMPS).



Šis simbols norāda, ka ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās.



Šis simbols norāda nominālo maksimālo apkārtējās temperatūru, kurā transformatoru var nepārtraukti darbināt parastos lietošanas apstākļos.



Ar šo simbolu tiek norādīts, ka maksimālais augstums, kādā ierīci paredzēts lietot, ir 3000 m.



Ar šo otrreizējas izmantošanas simbolu tiek apzīmēts ierīces materiāls, lai atvieglotu otrreizēju izmantošanu vai citādu pārstrādi. Simbolā var būt iekļauts skaitlis un/vai saīsinājums.



Šis simbols norāda, ka elektriskās iekārtas pieslēgšanai elektrotīklam ir nepieciešama īpaša atsevišķa barošanas vienība.



Šis simbols apzīmē slēdzi vai slēdža pozīciju, ar kuru tiek ieslēgta kāda iekārtas daļa, lai to pārslēgtu gaidstāves stāvoklī un identificētu vadības ierīci, lai pārslēgtos uz vai norādītu zema enerģijas patēriņa stāvokli.

IP22

Šis simbols norāda aizsardzību pret cietu svešķermeņu iekļūšanu $\geq 12,5$ mm un pret kaitīgu iedarbību, ko rada vertikāli piloša ūdens iekļūšana, kad noliekts par 15 grādiem.

IP30

Šis simbols norāda aizsardzību pret cietu svešķermeņu iekļūšanu $\geq 2,5$ mm un to, ka nav aizsardzības pret kaitējumu, kas radies, ierīcē iekļūstot ūdenim.



Šis simbols norāda energoefektivitātes līmeni.



Šis simbols norāda, ka adapteri nedrīkst lietot, ja ir bojāti kontaktdakšas kontakti.



Šis simbols nozīmē, ka priekšmetu var otrreizēji pārstrādāt, nevis to, ka priekšmets ir otrreizēji pārstrādāts vai ka to pieņems visās otrreizējās pārstrādes savākšanas sistēmās.



Šis simbols apzīmē EEIA — elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neatbrīvojieties no elektriskajiem atkritumiem kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tos otrreizējai pārstrādei tur, kur ir pieejami atbilstoši apsaimniekošanas objekti. Konsultējieties ar vietējo institūciju vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomus par otrreizēju pārstrādi (skatiet nodaļu "Otrreizējā pārstrāde").



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir ievietotas vienreizlietojamās baterijas, kuras nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK).



Zaļā punkta simbols (teksts vācu valodā "Der Grüne Punkt"). Zaļais punkts ir licences simbols, kuru izmanto Eiropas tīklā apvienotas rūpniecības sponsorētas sistēmas, kas veic patēriņa preču iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi.



Simbols norāda, ka izstrādājums atbilst attiecīgajām Eiropas Savienības direktīvām par veselību un drošību vai vides aizsardzību.



Meža uzraudzības padomes (FSC) logotips apliecina, ka izstrādājumu ražoja atbildīgi avoti, kas ir videi draudzīgi, sabiedrībai labvēlīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi.

Turinys

Sveikiname _____	60
Priemonės apžvalga _____	61
Kontraindikacijos _____	61
Svarbios saugos instrukcijos _____	63
Kaip IPL veikia _____	65
Tinkamos kūno plaukų spalvos _____	66
Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis _____	66
Ko tikėtis _____	67
Kaip naudoti „Lumea“ _____	68
Sužinokite daugiau apie „Lumea“ _____	73
Įkrovimas _____	73
Priedai _____	73
„SmartSkin“ jutiklis _____	75
Šviesos stiprumo lygio pasirinkimas _____	76
Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus _____	77
Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo _____	77
Kelionė su prietaisu _____	78
Po naudojimo _____	78
Trikčių diagnostika ir šalinimas _____	79
Garantija ir pagalba _____	82
Perdirbimas _____	82
Techninės specifikacijos _____	83
Elektromagnetinis suderinamumas. Atitikties informacija _____	84
Simbolių paaiškinimas _____	84

Sveikiname

Sveiki atvykę į „Philips Lumea“ pasaulį! Vos už kelių savaičių jūsų oda bus šilko švelnumo.

„Lumea“ naudojama intensyvios impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, žinoma kaip vienas veiksmingiausių būdų, neleidžiantis plaukams augti. Glaudžiai bendradarbiaudami su šioje srityje besispecializuojančiais mokslininkais ir dermatologais, pritaikėme šią šviesą grindžiamą technologiją, pirmiau naudotą profesionaliuose grožio salonuose, lengvai ir veiksmingai naudoti patogioje jūsų namų aplinkoje. „Lumea“ yra švelni ir siūlo patogų bei veiksmingą procedūrą jums patogiu šviesos intensyvumu. Nepageidaujami plaukai pagaliau liko praityje.

„Lumea“ galima naudoti kūnui ir moterų veidui (žemiau skruostikaulio).

Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu **www.philips.com/support**. Išsamesnę informaciją žr. **www.philips.com/Lumea** – ten rasite mūsų ekspertų patarimų, mokomųjų vaizdo įrašų ir DUK, kad geriausiai pasinaudotumėte savo „Lumea“.

Pastaba. Visada laikykite šias instrukcijas kartu su produktu.

Priemonės apžvalga

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Šviesos išspinduliavimo langelis (su integruotu UV filtru) | 8 Blyksnio mygtukas |
| 2 Priedai | 9 Įjungimo ir išjungimo mygtukas |
| a Kūno priedas | 10 Patvirtinimo mygtukas |
| b Veidui skirtas priedas  | 11 Perjungimo mygtukai |
| c Bikinio priedas  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 12 Intensyvumą žyminčios lemputės |
| d Pažastų priedas  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 13 „SmartSkin“ mygtukas |
| e Tikslus priedas  (BRI955, BRI973) | 14 Įkrovos lemputė |
| 3 „SmartSkin“ jutiklis | 15 Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ |
| 4 Integruota saugos sistema | 16 Oro įleidimo angos vėdinimui |
| 5 Reflektorius priedo viduje | 17 Oro išleidimo angos |
| 6 Elektroniniai kontaktai | 18 Prietaiso lizdas |
| 7 Anga elektroniniams kontaktams | 19 Adapteris |
| | 20 Mažas kištukas |
| | 21 Valymo šluostė (neparodyta) |
| | 22 Krepšelis (neparodyta) |

Kontraindikacijos



Sąlygos

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jeigu jums nėra 18 metų arba yra virš 65 metų.
- Jei jūsų odos tonas pažymėtas  lentelėje „Tinkami odos tonai“ naudotojo vadovo pradžioje.
- Jei esate nėščia ar žindote, nes prietaisais neišbandytas nėščių ar žindančių moterų.
- Jei turite aktyvių implantų, tokių kaip širdies stimulatorius, neurostimulatorius, insulino pompa ir t. t.

Vaistai / istorija

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš toliau išvardytų vaistų:

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma arba per praėjusias 7 dienas buvo gydoma alfa hidroksirūgštimis (AHA), beta hidroksirūgštimis (BHA), tretinoinu vietiniam naudojimui ir azelaino rūgštimi.
- Jei per praėjusias šešis mėnesius vartojote izotretinoiną akutaną ar roakutaną bet kokia forma. Dėl šių procedūrų oda gali lengviau plyšti, atsirasti žaidų ir sudirginimų.
- Jeigu vartojate šviesai jautrias medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokių būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spindulių, kai vartojate šiuos vaistus.

- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei per praėjusius 3 mėnesius jus gydė spinduline terapija arba chemoterapija.
- Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiui.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.

Patologijos / sutrikimai

Niekada nenaudokite priemonės:

- Jei sergate diabetu ar kitomis sisteminėmis ar metabolizmo ligomis.
- Jei sergate išemine širdies liga.
- Jei sergate liga, susijusia su jautrumu šviesai, tokia kaip polimorfinė fotodermatozė (angl. „polymorphic light eruption“ – PMLE), fotodermatozė, porfirija ir t. t.
- Jei buvo pasireiškęs kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei sergate epilepsiją, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bėrimai arba alerginė reakcija.
- Jeigu jums nustatyta tokia odos liga kaip aktyvus odos vėžys, jei sirgote odos vėžiu arba jums pasireiškė kitos lokalinio vėžio rūšys srityse, kurias ketinate apdoroti.
- Jei srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venų ektazija.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (įskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).
- Jeigu jums yra odos pigmentacijos sutrikimas, toks kaip baltmė (vitiligas).

Odos būklė

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcijų, egzemų, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas („herpes simplex“) (pūslelinė), žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų (sumušimų).
- Ant sudirgintos (paraudusios arba pažeistos), saulėje nudegusios odos, įdegusios odos arba jeigu naudojote dirbtines-įdegio priemones.
- Šiose srityse: ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų, nepasitarę su gydytoju. Dėl to galimi nudegimai ir odos tono pasikeitimas ir gali tapti sunkiau identifikuoti odos ligas.
- Šiose srityse: karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo.

Vieta / sritys



Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse:

- Aplink akis ir ant antakių ar šalia jų. „Lumea“ galima naudoti tik kūnui ir moterų veidui (žemiau skruostikaulio).
- Ant lūpų, galvos odos, tarpvietės, spenelių, areolių, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse.
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiančius dezodorantus. Dėl to galimos odos reakcijos.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompų) arba auskarų.
- **Vyrams** draudžiama prietaisą naudoti veidui ir kaklui, įskaitant visas barzdos augimo sritis, ir visoje genitalijų srityje. Šiose srityse plaukų charakteristikos kitokios. Galimas odos nudegimas (gali atsirasti skausmas, ilgalaikis odos paraudimas ir pigmento pasikeitimai).

Pastaba. Šis sąrašas nėra baigtinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, patariame jums pasikonsultuoti su savo gydytoju.

Svarbios saugos instrukcijos

Įspėjimai




Norėdami optimizuoti priemonės naudojimą ir užkirsti kelią ar iki minimumo sumažinti susižalojimo, odos reakcijų bei šalutinio poveikio riziką, perskaitykite šiuos nurodymus ir jų laikykitės.

- Prieš naudodami „Lumea“ turite nusivalyti odą, užtikrinti, kad ji būtų be-plaukų, visiškai sausa ir kad ant jos nebūtų losjono ar gelio.
- Saugokite prietaisą ir adapterį nuo drėgmės.
- Šio prietaiso plauti negalima. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalauskite jo po tekančiu vandeniu.
- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli pripildytos vonios, veikiančio dušo ar pilno baseino). Drėgmė gali pažeisti prietaisą ir sukelti galimą pavojų saugai.
- Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite. Nenaudokite prietaiso arba adapterio, jeigu jie apgadinti. Visada pakeiskite apgadintą dalį originalia dalimi.
- Jeigu prietaisas arba adapteris sulūžo ar sugedo, neliaskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras pažeistas ir (arba) sulūžęs priedas, prietaiso nebenaudokite, kadangi tada jokių būdu negalima užtikrinti saugaus naudojimo.
- Nebandykite atidaryti ar taisyti savo prietaiso ar pakeisti nekeičiamų baterijų. Atidarius „Philips Lumea“ jus gali paveikti pavojingos elektrinės dalys ir impulsinės šviesos energija, dėl kurių galite patirti kūno ir (arba) akių sužalojimus.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotąjį priežiūros centrą. Remontą atlikus nekvalifikuotam asmeniui, galima ypač pavojinga naudotojui situacija.


- Neleidžiamas joks šios įrangos modifikavimas. Nemodifikuokite, nekeiskite ir nenupjaukite jokios prietaiso dalies (pvz., baterijos, adapterio ar laido), nes tai kelia pavojų.
- Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blykstę. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų. Nors tai nėra būtina saugumui, patogumui galite dėvėti akinius nuo saulės ar akinius, jei šviesa jums nemaloni ar per ryški.
- Procedūros metu nešvitinkite tos pačios vietos kelis kartus. Priedo paviršius turi iš dalis dengti ankstesnę sritį, kad būtų veikiami visa oda, bet kelis kartus švitinant tą pačią sritį, efektyvumas dėl to nepadidės.
- Higienos sumetimais prietaisu naudotis turėtų tik vienas asmuo.
- Prietaisu gydomoje srityje (arba ten, kur ruošiama gydyti) nenaudokite plaukų šalinimo kremų, nes cheminės medžiagos gali lemti odos reakcijas.
- Nenaudokite pieštuko ar rašiklio paženklininti sritims, kurias apdorosite. Tai gali lemti odos nudegimus.
- Prietaisą galima laikyti nuo -25 °C iki 70 °C temperatūroje. Kraukite ir naudokite prietaisą nuo 5 °C iki 35 °C temperatūroje. Už šios temperatūros ribų prietaisas neveiks tinkamai. Tai gali lemti odos nudegimus.
- Šį produktą naudokite tik pagal paskirtį ir vadovaukitės bendrosiomis bei baterijos saugos instrukcijos, kaip apibūdinta šiame vartotojo vadove. Dėl bet kokio netinkamo naudojimo gali būti sukeltas elektros smūgis, nudegimai, kilti gaisras ir kiti pavojai arba sužalojimai.
- Plaukus šalinant intensyvios impulsinės šviesos šaltiniais kai kuriems asmenims gali suintensyvėti plaukų augimas. Remiantis dabar prieinamais duomenimis, didžiausia šios reakcijos rizikos grupė yra moterys, kilusios iš Viduržemio jūros regiono, Artimųjų Rytų ir Pietų Azijos, kai atliekamos veido ir kaklo procedūros.
- Jei po procedūros patiriate odos sudirginimą ar oda parausta, prieš naudodami bet kokį produktą savo odai palaukite, kol tai išnyks. Jei patiriate odos sudirginimą panaudoję produktą savo odai, nuplaukite jį vandeniu. Jei jums vis tiek pasireiškia odos reakcijos, nustokite naudoti prietaisą ir pasitarkite su gydytoju.
- Jei dėl skutimo, epiliavimo arba vaškovimo sudirginama oda, patariame nenaudoti priemonės, kol odos sudirgimas išnyks.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Laikykite „Lumea“ vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Norint išvengti galimo pavojaus, pvz., šviesos galios, elektros srovės, užsismaugimo laidais arba užspringimo priedais, būtina priežiūra.
- Visada venkite natūralios ir dirbtinės saulės šviesos poveikio iki 4 savaičių prieš apdorojimą „Lumea“ ir 48 valandas po jo. Labiau tikėtini jautrios arba tonuotos odos nudegimai arba pigmentacijos pasikeitimai. Apsaugokite savo odą nuo saulės šviesos drabužiais arba panaudokite saulės šviesą blokuojančius ne mažiau kaip SPF50 gaminius neuždengtose apdorotose srityse. Perskaitykite instrukcijas skyriuje „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi saulėje ir po jo“, kad sužinotumėte, kaip naudoti „Lumea“ saugiai.

- Nenaudokite „Lumea“ 2 savaites po dirbtinio įdegio produktų panaudojimo (kremų, purškalų arba piliulių). Labiau tikėtini dirbtinai tonuotos odos nudegimai arba pigmentacijos pasikeitimai. Perskaitykite instrukcijas skyriuje „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi saulėje ir po jo“, kad sužinotumėte, kaip naudoti „Lumea“ saugiai.
- Jei pastebite, kad nuo vėliausio apdorojimo pasikeitė odos atspalvis, prieš kitą kartą apdorojant patariame atlikti odos bandymą ir palaukti 24 valandas. Jei po šio laikotarpio atsiranda arba išlieka odos reakcijos, naudokite mažesnę prietaiso nustatymą, kuriam esant neatsiranda odos reakcijos arba nustokite naudoti, jei jau nustatytas žemiausias prietaiso nustatymas (Ⓢ).
- Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite. Naudodami prietaisą įsitikinkite, kad „SmartSkin“ jutiklio langelis būtų švarus, kad išvengtumėte netinkamo veikimo (žr. „D Valymas ir laikymas po procedūros“).
- Šviesos išspinduliavimo langelis ir priedo vidinės dalys naudojant gali labai įkaisti (>210 °C). Prieš liedsdami šviesos išspinduliavimo langelį bei vidines priedo dalis visada leiskite joms atvėsti.
- Šis prietaisas turi atjungiamą maitinimo bloką. Naudokite tik adapterį, pateikiamą su šiuo prietaisu. Nenaudokite ilgintuvo. Gaminio numeris (AD2069x20020HF) nurodytas ant prietaiso. Šiame numeryje „x“ nurodo kištuko tipą jūsų šaliai.
- Niekada nepalikite priemonės be priežiūros, kai ji įjungta į maitinimo tinklą.
- Kai produktas įkraunamas iki galo, jį visada atjunkite nuo tinklo.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros (šalia karštų krosnių, mikrobangų krosnelių ar indukcinų viryklių). Perkaitintos baterijos gali sprogti.
- Jei baterija pažeista arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei naudojant įprastu būdu prietaisas veikia kitaip (pvz., nejprastas kvapas ar vibracija, ilgesnis įkrovimo laikas), nustokite naudoti ir krauti prietaisą ir kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Laikytės rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio. Atliekant dažniau, ypač pradiname etape, gali padidėti odos reakcijos rizika.


Kaip IPL veikia



Naudojant intensyvios impulsinės šviesos („Intense Pulsed Light“, IPL) technologiją oda apšviečiama švelniais šviesos impulsais ir juos absorbuoja plaukų šaknys. Kuo šviesesnė oda ir kuo tamsesnė plaukai, tuo geriau absorbuojami šviesos impulsai.



Šviesos impulsai stimuliuoja plauko folikulo perėjimą į ramybės etapą. Pasekmė ta, kad plaukas natūraliai iškrinta ir užkertamas kelias jam augti.



Plaukų augimą sudaro du skirtingi etapai. IPL technologija veiksminga tik per plaukų augimo etapą. Ne visų plaukų augimo etapas vyksta tuo pačiu metu. Todėl rekomenduojame naudoti pradinio apdorojimo etapą (4 procedūros kas 2 savaites) ir tolesnio-apdorojimo etapą (tobulinimas kas 4 savaites), siekiant užtikrinti, kad visi plaukai būtų veiksmingai apdorojami per jų augimo etapą.

Patarimas. Kad užtikrintumėte ilgalaikį plaukų pašalinimą, rekomenduojame atlikti tobulinimą kas 4 savaites.


Tinkamos kūno plaukų spalvos

Apdorojimas naudojant „Lumea“ neveiksmingas, jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, žili, rusvi ar balti, nes tokių spalvų plaukai neabsorbuoja pakankamai šviesos.

Pastaba. Norėdami patikrinti, ar jūsų kūno plaukų spalvai leidžiama naudoti prietaisą, žr. plaukų spalvos lentelę atlenkiamajame puslapyje.

Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis

Pradinis etapas



Norėdami efektyviai pašalinti plaukus, vadovaukitės pradinio procedūrų tvarkaraščiu.

Pradinis procedūrų tvarkaraštis

Atlikdami pirmąsias 4 procedūras naudokite „Lumea“ kartą per 2 savaites, kad būtų užtikrintas poveikis visiems plaukams.

- Atlikite procedūrą per 3 dienas prieš planuojamos procedūros datą arba po jos.
- Jeigu neatlikote procedūros per 3 dienas prieš arba po planuojamos procedūros datos, pradėkite iš naujo nuo pradinio etapo. Planuokite 4 procedūras, po 1 procedūrą kas 2 savaites.

Pastaba. Jei nepradėsite iš naujo nuo pradinio etapo, galite nepastebėti efektyvaus plaukų šalinimo poveikio.

Pastaba. Pakeitus vieną iš IPL procedūrų kitu plaukų šalinimo būdu (šalinimu vašku, epiliavimu ir t. t.) nebus pasiektas pageidaujamas plaukuotumo sumažėjimas.

Jei norite šalinti plaukus tarp „Lumea“ procedūrų, galite naudoti įprastą plaukų šalinimo būdą (išskyrus plaukų šalinimo kremus).

Tobulinimo etapas

Po pradinio etapo (4 procedūrų), rekomenduojame atlikti tobulinimą kas 4 savaites.

Tobulinimo procedūrų tvarkaraštis

Procedūrą atlikite kas 4 savaites. Norėdami pasiekti efektyvų plaukų šalinimą, tai pakartokite 8 kartus. To reikia, kad būtų palaikomi rezultatai ir kad galėtumėte mėnesiais džiaugtis švelnia oda.

- Procedūrą rekomenduojame atlikti per 4 dienas prieš planuojamos procedūros datą arba po jos.
- Rezultatai gali būti skirtingi – jie priklauso nuo jūsų plaukų augimo spartos, be to, skiriasi skirtingose kūno srityse.
- Jei pabaigėte tobulinimo etapą ir matote poreikį tęsti procedūrą (plaukai pradeda ataugti), rekomenduojame pradėti iš naujo nuo pradinio etapo.

Pastaba. Naudojant priemonę dažniau veiksmingumas nedidėja.

Patarimas. Pasižymėkite procedūrų tvarkaraštį savo kalendoriuje, kad nepamirštumėte planuotų procedūrų.



Ko tikėtis

Pradinio etapo metu


- Panaudojus pirmą kartą gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių, kol plaukai iškris. Per pirmąsias savaites po pradinių apdorojimų dar pastebėsite augant šiek tiek plaukų. Greičiausiai tai plaukai, kurie apdorojant pirmuosius kartus nebuvo pasiekę augimo etapo.
- Po 2–3 procedūrų turėtumėte matyti pastebimą plaukų augimo sumažėjimą. Tačiau, norint veiksmingai apdoroti visus plaukus, būtina tęsti procedūras, laikantis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio.
- Po 4 procedūrų turėtumėte pastebėti smarkų plaukų augimo sumažėjimą srityse, kurias apdorojote naudodami „Lumea“. Taip pat turi būti pastebimas plaukų tankumo sumažėjimas.

Per tobulinimo etapą

- Atlikite tobulinimo procedūras dažnai (kas 4 savaites), kad rezultatas išliktų.

Kaip naudoti „Lumea“


A Pašalinkite plaukus ir nusivalykite odą



- 1 Pašalinkite plaukus prieš kiekvieną procedūrą, jei jie matyti. Galite skusti, depiliuoti arba panaudoti vašką. Pradėkite apdoroti, kol ant jūsų odos nebus matomi nauji plaukai. Jei pasirinkote panaudoti vašką, palaukite 24 valandas prieš naudodami „Lumea“.


Pastaba. Jei dėl skutimo, epiliavimo arba vaškavimo sudirginama oda, patariame nenaudoti priemonės, kol odos sudirgimas išnyks.

- 2 Nusivalykite ir nusausinkite odą. Įsitikinkite, kad jame nėra losjonų ar gelio.




B Išbandykite ant odos prieš 24 valandas iki procedūros


- 1 Išbandykite savo kodą, kad rastumėte tinkamą šviesumo nustatymą:



- Kiekvienai naujai kūno sričiai ir (arba) naujam priedui.
- Po saulės poveikio arba deginimosi (žr. „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo“).


- 2 Pasirinkite tinkamą priedą bandymui ant odos (žr. „Priedai“).





3 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką .

4 Pasirinkite bandomą odos sritį.




5 Tvirtai priglauskite prietaisą prie odos ir jį prilaikykite.

Integruota saugos sistema užkerta kelią atsitiktiniam blyksniui nesant viso sąlyčio su oda.



6 Patvirtinkite, kad lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ šviečia baltai, kad būtų visas priglaustas prie jūsų odos.

- Jei lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ šviečia oranžine spalva, tada jūsų odos atspalvis per tamsus, kad ją būtų galima apdoroti. Išbandykite „Lumea“ ant šviesesnės kūno srities.




7 Sau ant odos išbandykite kiekvieną nustatymą ir taip išsiaiškinkite, kuris jums patogiausias.

Jeigu blyksnis sukelia nemalonių pojūčių ar skausmą, nustatymą sumažinkite. Jei vis tiek patiriate nemalonių pojūčių naudodami žemiausią nustatymą (①), nustokite naudoti prietaisą.

- Kai lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ šviečia baltai, vieną kartą paspauskite ant rankenos esantį blyksnio mygtuką, kad vienas taškas būtų apdorojamas naudojant nustatymą ①.


Prietaisas skleidžia tylų pliaukštelėjimo garsą. Blyksnis suteikia šilumos poveikį.

• Pamatysite šviesos blyksnį.



Pastaba. Galite keisti šviesos intensyvumo nustatymus spausdami perjungimo mygtuką.

- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ②



- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ③
- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ④
- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ⑤



24 hours

8 Palaukite 24 valandas.

Pastaba. Nors bandymo ant odos metu ir išsiaiškinsite, kuris nustatymas patogiausias, odos reakcijos gali pasireikšti per 24 valandas po naudojimo.




9 Patikrinkite, ar nėra odos reakcijų (pvz., paraudimo, sudirgimo, bėrimo).

Jeigu po 24 valandų nematyti jokių odos reakcijų, pradėkite procedūrą, taikydami aukščiausią patogų nustatymą.

Jei nuo aukščiausio patogaus nustatymo pasireiškė odos reakcija, pasirinkite žemesnį nustatymą, nuo kurio odos reakcija nepasireiškė.


Jeigu žemesnio nustatymo neišbandėte, pakartokite bandymą ant odos.

C Procedūra




SVARBU. Prieš procedūrą pirmiausia užbaikite A (Pašalinkite plaukus ir nusivalykite odą) ir B skyrius (Išbandykite odą 24 valandas iki procedūros).


- 1 Prijunkite maitinimo adapterį prie prietaiso ir prijunkite prie elektros lizdo arba įkraukite prietaisą ir naudokite be laido.




- 2 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką .



- 3 Pasirinkite nustatymą, kurį pasirinkote po odos bandymo (B skyrius, 9 veiksmas).




- 4 Tvirtai priglauskite prietaisą prie odos ir jį prilaikykite. Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ turi šviesti baltai.



- 5 Paspauskite blyksnio mygtuką, kad ant odos atsirastų blyksnis. Toje vietoje oda apdorojama blyksniu. Prietaisas skleidžia tylų plaukštelėjimo garsą. Blyksnis suteikia šilumos poveikį.


Po kiekvieno blyksnio praeis iki 3,5 sekundės, kol prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui. Galite įjungti blyksnį, kai lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ nušvinta baltai.




- 6 Pereikite prie gretimos vietos ir vėl paspauskite blyksnio mygtuką. Prie odos prigludusi prietaiso dalis yra šiek tiek didesnė už šviesos išspinduliavimo langelį. Procedūros metu nešvitinkite tos pačios vietos kelis kartus. Priedo paviršius turi iš dalis dengti ankstesnę sritį, kad būtų veikiami visa oda, bet kelis kartus švitinant tą pačią sritį, efektyvumas dėl to nepadidės.
- 7 Tęskite tol, kol nebus apdorota visa sritis. Yra du procedūrų režimai (žr. „Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus“).
- 8 Atlikę procedūrą išjunkite prietaisą.
- 9 Pašalinkite plaukus kiekvieną kartą prieš atlikdami kitą procedūrą, jei jie matosi.

Pastaba. Nebandykite prietaiso sunkiai pasiekiamose arba jautriose srityse (kulkašnies ir kaulėtose srityse).


D Valymas ir laikymas po procedūros




- 1 Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jei jį naudojote su maitinimo adapteriu.
- 2 Leiskite prietaisui atvėsti.




- 3 Sudrėkinkite pateiktą minkštą audeklą keliais lašais vandens.



- 4 Nuimkite priedą nuo prietaiso.



- 5 Nuvalykite prietaiso šviesos išspinduliavimo langelį (A).



- 6 Nuvalykite visus priedo paviršius, įskaitant metalinį reflektorių ir priedo langą (B, C, D, E dalis).
- 7 Leiskite gerai išdžiūti visoms dalims.
- 8 Laikykite apsaugotoje nuo dulkių ir sausoje vietoje.

Sužinokite daugiau apie „Lumea“

Įkrovimas

Bateriją visiškai įkraukite prieš prietaisą naudodami pirmą kartą ir kai ji išseikvota. Baterijai įkrauti reikia ne daugiau kaip 1 valandos ir 40 minučių. Įkraukite prietaisą, kai jį naudojant įkrovimo lemputė nušvinta oranžine spalva, rodydama, kad baterija baigiama išseikvoti ir greitai bus išseikvota.

Su visiškai įkrauta baterija galima atlikti mažiausiai 130 blyksnių, kai nustatyta šviesos intensyvumo vertė yra 5.

Prietaiso įkrovimas

- 1 Išjunkite prietaisą.
- 2 Įkiškite mažą kištuką į prietaisą, o adapterį įjunkite į elektros lizdą.
 - Įkrovos metu įkrovimo lemputė mirksi baltai.
 - Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovimo lemputė pradeda nuolat šviesti baltai.
 - Įkraudami niekada neuždenkite prietaiso ir adapterio.

Pastaba. Įkraunant adapteris ir prietaisas gali sušilti. Tai normalu.

Pastaba. Šis prietaisas aprūpintas apsauga nuo baterijų perkaitimo ir jis neįkraunamas, jeigu patalpos temperatūra viršija 40 °C.

- 3 Įkrovę ištraukite adapterį iš elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Patarimas. Įkraukite prietaisą kaskart panaudoję, kad pailgintumėte baterijos naudojimo laiką.



Pastaba. Baterijos įkrovos nepakanka visam kūnui apdoroti. Apdorojant dideles kūno sritis, tokias kaip kojos, rekomenduojama priemonę naudoti prijungtą prie maitinimo šaltinio.

Priedai

Norint gauti optimalių rezultatų svarbu naudoti tinkamą priedą, skirtą konkrečiai kūno sričiai, kurią norite apdoroti. „Lumea“ siūlo viso-kūno apdorojimą naudojant kelis priedus, skirtus naudoti konkrečiose kūno srityse. „SenseIQ“ technologija pritaiko apdorojimo programą, kai prijungiamas kitas priedas.

Pastaba. Prietaisas gali neveikti ir rodyti klaidą, jei ant priedo jungties yra nešvarumų. Kai tai nutinka, nuvalykite kontaktų laidus.

Norėdami uždėti priedą, tiesiog užspauskite jį ant šviesos išspinduliavimo langelio.



Norėdami nuimti priedą, nutraukite jį nuo šviesos išspinduliavimo langelio.

Kūno priedas

Kūno priedas turi didžiausią apdorojimo langelį ir jis išlenktas, kad būtų galima veiksmingai apimti ir apdoroti sritis žemiau kaklo linijos, ypač dideles sritis, pvz., kojas, rankas ir pilvą.

Veidui skirtas priedas



Veidui skirtas priedas yra visiškai plokščias ir turi papildomą integruotąjį raudono stiklo filtrą, kad būtų saugiai ir tiksliai apdorojama jautri oda virš viršutinės lūpos, smakro ir žandėnų. Šis prietaisas skirtas tik nepageidaujamiems kūno plaukams šalinti žemiau žandikaulių esančiose srityse. Šį prietaisą naudojant srityse, pasižyminčiose aštriais kontūrais, pvz., ties žandikaulio linija ir smakru, gali būti sunku nustatyti, ar jis visiškai prigludęs prie odos, ir atlikti blyksnį.

Patarimas. Kad būtų lengviau atlikti procedūrą, liežuvį laikykite tarp dantų ir viršutinės lūpos arba išpūskite žandus.

Pažastų priedas (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Pažastų priedas yra specialios išlenktos formos, kad būtų galima apdoroti sunkiai pasiekiamus pažasties plaukus.

Bikinio priedas (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Bikinio priedo forma specializuota, kad būtų veiksmingai apdorojama bikinio sritis. Jis yra išlenktas ir jo šviesos intensyvumas didesnis nei kūno priedo. Šioje srityje plaukai paprastai būna storesni ir tvirtesni nei kojų plaukai.

Tikslus priedas (BRI955, BRI973)



Tikslus priedas yra išlenktas, kad būtų galima naudoti bikinio ir pažastų srityse. Jis turi vidutinio dydžio stiklinį langelį. Jis skirtas tiksliai ir veiksmingai apdoroti bikinio ir pažastų sritis.

„SmartSkin“ jutiklis

„Lumea“ siūlo „SenseIQ“ technologiją, skirtą individualiai plaukų šalinimo procedūrai. Integruotas „SmartSkin“ jutiklis matuoja odos atspalvį kiekvieno seanso pradžioje ir seanso metu. Jis suteikia dvi funkcijas:

- 1 „SmartSkin“ jutiklis neleidžia apdoroti per tamsių odos sričių: jei aptinka odos atspalvį, kuris per tamsus apdoroti naudojant „Lumea“, lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ pradeda mirksėti oranžine spalva. Jis neblyksi, kai paspaudžiate blykstės mygtuką. Prietaisas automatiškai pasyvinamas. Tokiu būdu esate apsaugomi nuo odos reakcijų išsivystymo.
- 2 „SmartSkin“ jutiklis padės jums pasirinkti jūsų odai komfortišką šviesos intensyvumo nustatymą. Tam galite naudoti „SmartSkin“ mygtuką .

Šviesos stiprumo lygio pasirinkimas

„Lumea“ suteikia 5 skirtingus šviesos intensyvumo lygius, visada galėsite pakeisti šviesos intensyvumą į tokį, koks jums bus patogus.

- 1 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką . Prietaisas pradeda veikti, šviesos intensyvumo nustatymui esant lygiam 1. Pastaba. Norėdami reguliuoti šviesos intensyvumo nustatymą rankomis nesinaudodami „SmartSkin“ mygtuku, spausdykite perjungimo mygtuką, kol pasieksite reikiamą nustatymą. Atitinkama intensyvumo lygio lemputė nušvinta baltai.
- 2 Paspauskite „SmartSkin“ mygtuką  ir priglaukite prietaisą prie odos.
- 3 Kai prietaisas nuskenuos jūsų odą, šviesos intensyvumo indikatoriai ims mirksėti baltai; taip nurodomas intensyvumas, kuris yra patogiausias pagal jūsų odos atspalvį.
- 4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką  patvirtinti, kad norite naudoti nurodytą nustatymą.

„Lumea“ automatiškai naudoja didžiausią rodomą intensyvumą, kurį rodo mirksintis intensyvumo indikatorius.

„Lumea“ suteikia jums laisvę pasirinkti tokį šviesos intensyvumą, koks jums patogiausias. Kiekvieno žmogaus odos jautrumas gali būti skirtingas. Todėl odos bandymas yra svarbiausias orientyras pasirenkant šviesos intensyvumo nustatymą (žr. „B Išbandykite ant odos prieš 24 valandas iki procedūros“).

- 5 „Lumea“ niekada neturėtų kelti nepakeliamo skausmo. Sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, jei jaučiate diskomfortą. Tai galite padaryti naudodami perjungimo mygtukus.


Pastaba. Prietaisas automatiškai išjungiamas, kai odos atspalvis per tamsus (tamsus, pažymėtas  lentelėje „Tinkami odos tonai“), kad nepasireikštų odos reakcijų. Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ mirksės oranžine spalva; taip parodoma, kad jūsų odos atspalvis per tamsus.

- 6 Atlikite odos bandymą pereidami prie kitos kūno srities ar jei patyrėte saulės poveikį ar deginotės (žr. „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo“), kad pasirinktumėte patogiausią šviesos intensyvumo nustatymą. Norėdami vėl aktyvinti indikacijos funkciją, paspauskite „SmartSkin“ mygtuką .

Pastaba. Atlikite odos testą prieš pradėdami apdoroti kitą kūno vietą arba pasikeitus odos atspalviui. Nustatykite tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą kiekvienai kūno sričiai.




Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus



Jūsų „Philips Lumea“ gali veikti dviem apdorojimo režimais, kad būtų patogiau naudoti įvairiose kūno srityse:

- Blyksnio prispaudus režimas puikiai tinka apdorojant mažas ar lenktas sritis, kaip keliai ir pažastys. Tiesiog paspauskite ir atleiskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų vienas blyksnis.



- Šį blyksnio paslinkus režimą patogiu naudoti didesnėse srityse, kaip kojos. Slinkdami prietaisą odos paviršiumi laikykite nuspaudę blyksnio mygtuką, kad įvyktų keli blyksniai iš eilės.

Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo

Deginimasis natūralioje saulės šviesoje arba dirbtinėje šviesoje



Veikiant odą natūralia ar dirbtine saulės šviesa galimas tonavimas, kuris daro įtaką odos jautrumui ir spalvai. Todėl labai svarbūs yra šie dalykai:

- Neleiskite saulei apšviesti neapsaugotos odos, kai naudojate „Lumea“. Per visą IPL apdorojimo laikotarpį ir ypač per pirmąsias 48 valandas po apdorojimo apsaugokite savo odą nuo saulės šviesos drabužiais arba panaudokite saulės šviesą blokuojančius ne mažiau kaip SPF50 gaminius neuždengtose apdorotose srityse.
- Nepradėkite ir netęskite naudoti „Lumea“ 4 savaites po to, kai neapsaugotą jūsų odą paveikė saulės šviesa (natūrali saulės arba soliariumo šviesa).
- Nenaudokite „Lumea“ nudegusiose nuo saulės kūno srityse.

Dirbtinis įdegis naudojant kremus, purškalus arba piliules

Jeigu naudojote dirbtinio įdegio priemones (kremus, purškalus arba piliules), prieš naudodami šį prietaisą palaukite mažiausiai 2 savaitės. Atlikite odos testą prieš pradėdami arba tęsdami apdorojimą su „Lumea“ (žr. „B Išbandykite ant odos prieš 24 valandas iki procedūros“).

Kelionė su prietaisu

Keliaudami su prietaisu, patikrinkite, ar skrydžių bendrovės lėktuvu galima gabenti šį prietaisą ir (arba) jį naudoti lėktuve.

Po naudojimo

Tolesnė priežiūra



Po naudojimo apdorotose srityse galite naudoti losjonus, kremus, dezodorantą, drėkinimo priemonę ar kosmetiką.

Ispėjimas. Jei po procedūros patiriate odos sudirginimą ar oda parausta, prieš naudodami bet kokį produktą savo odai palaukite, kol tai išnyks. Jei patiriate odos sudirginimą panaudoję produktą savo odai, nuplaukite jį vandeniu. Jei jums vis tiek pasireiškia odos reakcijos, nustokite naudoti prietaisą ir pasitarkite su gydytoju.

Bendrojo pobūdžio odos reakcijos

Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) gali peršėti, dilgčioti ar kaisti. Ši reakcija greitai išnyksta.

Oda gali tapti sausa ir niežtėti ją nuskutus arba derinant skutimą ir apdorojimą šviesa. Galite atvėsinti šią sritį ledu paketu arba drėgnu rankšluosčiu. Jei sausumas išlieka, galite naudoti bekvapę drėkinimo priemonę apdorotoje srityje.

Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai

- Nudegimai, per didelis paraudimas (pvz., apie plaukų folikulus) ir tinimas: šios reakcijos atsiranda retai. Jas lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei šios reakcijos neišnyksta per 3 dienas, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pakitimas: atsiranda labai retai. Odos spalvos pakitimas pasireiškia kaip tamsesnė juosta (hiperpigmentacija) arba šviesesnė juosta (hipopigmentacija) negu aplinkinė sritis. Tai lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei spalvos pakitimas neišnyksta per 2 savaites, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite procedūrų srityse, kurių spalva pakitusi, kol spalvos pakitimas neišnyks ir jūsų oda atgaus normalų atspalvį.
- Odos infekcija yra labai reta, bet galima rizika po (mikro) žaizdų, odos nudegimo, odos sudirginimo ir t. t.
- Epidermio kaitimas (aiškiai apibrėžta rusva sritis; tai dažnai pasireiškia esant tamsesniai odos atspalviui ir nesusiję su odos sausumu): ši reakcija pasireiškia labai retai. Jei ši reakcija neišnyksta per 1 savaitę, rekomenduojame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.

- Pūslės (matosi mažos pūslėlės odos paviršiuje): atsiranda labai retai. jei ši reakcija neišnyksta per 1 mėnesį arba jei atsiranda odos infekcija, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgyja, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.
- Randai: dažnai tai antrinis nudegimo poveikis, išgyjimas gali užtrukti ilgiau kaip mėnesį.
- Folikulitas (tinimas apie plaukų folikulus kartu su pustulių susiformavimu): ši reakcija atsiranda labai retai ir ją lemia pro sužalotą odą prasiskverbusios bakterijos. Jei ši reakcija atsiranda, patariame pasitarti su gydytoju, nes folikulitui gydyti gali būti reikalingas tepalas su antibiotikais.
- Skausmas: gali pasireikšti per procedūrą arba po jos, jeigu naudojote priemonę ant odos su nepašalintais plaukais, jeigu naudojate priemonę esant šviesos intensyvumui, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui, jeigu tą pačią sritį apšvitinote kelis kartus ir jeigu naudojate priemonę virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, tatuiruočių, nudegimų ir t. t.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas / adapteris naudojant įšyla.	Normalu, kad naudojant prietaisą ir adapteris įšyla (bet ne tiek, kad nebūtų galima paliesti).	Naudokite prietaisą kiek vėsesnėje aplinkoje ir (arba) leiskite atvėsti prieš tęsdami naudojimą.
	Ventiliatorius neveikia.	Patikrinkite, ar priedas tinkamai prijungtas. Nuvalykite priedo jungtis, jei reikia. Jei priedas uždėtas tinkamai ir naudojant prietaisą galima atlikti blyksnius, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo centru, „Philips“ platintoju ar „Philips“ priežiūros centru.
	Ventiliatoriaus aušinimo oro srautas užblokuotas rankomis ar rankšluosčiu.	Užtikrinkite, kad ventiliatoriaus aušinimo oro srautas nebūtų užblokuotas.
Blyksnis neįvyksta priglaudus prietaisą prie odos. Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ mirksi oranžine spalva.	Jūsų odos atspalvis per tamsus srityje, kurioje ketinate atlikti procedūrą.	Su „Lumea“ apdorokite kitas kūno sritis, kurių odos atspalvis šviesesnis.
Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ mirksi oranžine spalva, taip pat mirksi ir visos 5 intensyvumo lempučių.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami nustatyti prietaisą iš naujo, ištraukite kištuką ir palaukite 30 minučių, kad prietaisas atvėstų. Prietaisas vėl turėtų veikti normaliai. Jei jis vėl neveiktų, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo centru.
Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ nenušvinta baltai.	Prietaisas nėra gerai prigludęs prie odos.	Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad integruota saugos sistema glaustųsi prie jūsų odos.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Šviesos išspinduliavimo langelis arba „SmartSkin“ jutiklis nešvarūs.	Gerai nuvalykite šviesos išspinduliavimo langelį ir „SmartSkin“ jutiklį.
	Tinkamai nepašalinote plaukų nuo srities, kurioje ketinote atlikti procedūrą. Šie plaukai gali sudegti ir dėl to galimas kvapas.	Prieš naudodami „Lumea“ paruoškite odą.
Priemonė neatlieka blyksnio, ventiliatorius neįjungiamas ir visos 5 intensyvumo lemputės mirksi.	Netinkamai uždėtas antgalis.	Įsitikinkite, kad priedą gerai pritvirtinote. Jei reikia, nuvalykite priedo elektroninės įrangos kontaktus.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu. Jaučiu diskomfortą, kai naudoju prietaisą.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumo nustatymas per didelis.	Patikrinkite, ar pasirinkote patogiausią šviesos intensyvumo nustatymą. Jei reikia, pasirinkite mažesnę nustatymą.
	Nepašalinote plaukų nuo sričių, kurias ketinate apdoroti.	Prieš naudodami „Lumea“ paruoškite odą.
	Šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras sudaužytas.	Prietaiso nebenaudokite, jei UV filtras sudaužytas. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ priežiūros centrą.
	Apdorojote sritį, kuriai šis prietaisas nėra skirtas.	Niekada nenaudokite prietaiso ant sudirgintos (paraudusios ar pažeistos), saulėje nudegusios odos, įdegusios odos arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones. Niekada nenaudokite prietaiso, jei odos srityse, kuriose atlikite procedūrą, yra infekcijų, egzemų, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas („herpes simplex“) (pūslelinė), žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų (sumušimų). Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse: ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų, nepasitarę su gydytoju. Niekada nenaudokite prietaiso ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų, karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo, apie akis ir šalia antakių, lūpų, tarpvietės, galvos odos, spenelių, areolių, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervės ir ausyse. Vyrams draudžiama naudoti ant veido ir kaklo, įskaitant visas barzdos augimo sritis, ir visoje genitalijų srityje. Dėl to galimi nudegimai ir odos spalvos pasikeitimas ir gali tapti sunkiau identifikuoti odos ligas.
	Apdorojimas yra skausmingas ir nustačius žemiausią padėtį (①).	„Lumea“ gali netikti jūsų odai. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ priežiūros centrą.
Priede nėra stiklinio langelio.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų. kūnui ir pažastims skirtuose prieduose nėra stiklinio langelio. Raudono stiklo filtrą turi tik veidui skirtas priedas. Tikslusis ir bikinio srities priedai turi permatomą stiklinį langelį.
Odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite mažesnę intensyvumą (žr. „Šviesos stiprumo lygio pasirinkimas“).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Blyksnis man atrodo labai ryškus. Ar turiu naudoti akinius?	Ne, „Philips Lumea“ nekenkia jūsų akims.	Šio prietaiso skleidžiama išsklaidyta šviesa jūsų akims nepavojinga. Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blyksnį. Naudojant nebūtina naudoti akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų. Būtinai gerai priglauskite prie odos, kad išvengtumėte išsklaidytos šviesos.
Procedūrų rezultatai nepatenkinami.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite didesnį nustatymą.
	Buvo padengtos ne visos sritys, kurias ketinate apdoroti.	Priedo paviršius turi iš dalis dengti ankstesnę sritį, kad būtų veikiami visa oda, bet kelis kartus švitinant tą pačią sritį, efektyvumas dėl to nepadidės.
	Prietaisas neveiksmingas jūsų kūno plaukų spalvai.	Jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, žili, rusvi arba balti, tada apdorojimas neveiksmingas.
	Nenaudojate prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus, mes jums patariame laikytis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio. Galite sutrumpinti laiką tarp procedūrų, bet neatlikite procedūrų dažniau kaip kartą per dvi savaites.
	Jūsų reakcija į IPL procedūras yra lėtesnė.	Toliau naudokite prietaisą bent 6 mėnesius, nes per šį laikotarpį plaukų augimas vis dar gali mažėti.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).



- Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). Prašome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai.
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei įkraunamų maitinimo elementų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Prašome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai. „Philips Lumea“ produktuose yra perdirbamų medžiagų, jie negali būti išmetami kartu su municipalinėmis atliekomis. Perdirbimo parinktis žr. „Philips Lumea“ pagalbos žiniatinklio svetainėje. Nešalinti naudojant ugnį.

Techninės specifikacijos

Gabenimo ir laikymo sąlygos

„Lumea“ veikia NAUDOJANT ĮPRASTAI pagal specifikacijas po gabenimo arba laikymo tokiomis aplinkos sąlygomis:

nuo -25 °C iki 70 °C, esant iki 90 % santykiniam drėgnumui be kondensacijos, 700 – 1060 hPa

Darbinės sąlygos

„Lumea“ atitinka savo specifikacijas, kai veikia NAUDOJANT ĮPRASTAI šiomis aplinkos darbo sąlygomis:

nuo 5 °C iki 35 °C, esant iki 90 % santykiniam drėgnumui be kondensacijos, 700 – 1060 hPa

Išspinduliuojami bangos ilgiai

nuo 565 iki 1400 nm

Impulso trukmė

1–2,5 milisekundės, visiems nustatymams

Blyksnių intervalas

2–3,5 sekundės, priklausomai nuo to, ar naudojama baterija, ar tinklo maitinimas

Optinis eksponavimas

Kūno priedas: 2,5–5,6 J/cm²
Pažastų priedas: 2,5–6,5 J/cm²
Tikslus priedas: 2,5–6,5 J/cm²
Bikinio priedas: 2,5–6,5 J/cm²
Veidui skirtas priedas: 2,4–5,9 J/cm²

Adapterio jėgimas

100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A

Adapterio išėjimas

19,5 V --- 3,33 A 65,0 W

Vidutinis aktyvus efektyvumas

≥88,0 %

Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)

≥79,0 %

Energijos vartojimas be apkrovos

<0,21 W

Adapterio tipo numeris

Gaminio numeris (AD2069x20020HF) nurodytas ant prietaiso. Raidė „x“ žymi kištuko tipą, kuris gali būti: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 arba H.

Elektromagnetinis suderinamumas. Atitikties informacija

Šis prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Simbolių paaiškinimas

Išpėjimo ženklai ir simboliai būtini, norint užtikrinti, kad jūs naudosite šitą produktą saugiai ir tinkamai bei apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimo. Toliau rasite etiketėje ir naudotojo vadove esančių išpėjimo ženklų ir simbolių paaiškinimą.



Šis simbolis nurodo produkto gamintoją: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.



Šis simbolis reiškia, kad prieš naudodami priemonę turite atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą. Išsaugokite šį naudotojo vadovą ateičiai.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui būtina peržiūrėti naudojimo instrukcijose pateikiamą svarbią su sauga susijusią informaciją, kaip išpėjimai, kurių dėl įvairių priežasčių negalima pateikti ant pačios priemonės.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui būtina peržiūrėti naudojimo instrukcijose pateikiamą svarbią su sauga susijusią informaciją, kaip kontraindikacijos ir perspėjimai, kurių dėl įvairių priežasčių negalima pateikti ant pačios priemonės.



Šis simbolis rodo prietaiso serijos numerį.



Šis simbolis nurodo prietaiso katalogo numerį.



Šis simbolis nurodo, kad įranga atitinka saugos reikalavimus, taikomus II klasės įrangai.



Šis simbolis nurodo, kad įrangą galima naudoti tik su nuolatine srove.



Šis simbolis nurodo, kad įrangą galima naudoti tik su kintamąja srove.



Šis simbolis rodo, kad priemonės negalima naudoti aplink akis ir antakius arba šalia jų.



Šis simbolis reiškia: „Nenaudokite šios priemonės vonioje, duše ar vandens pripildytoje talpykloje.“



Šis simbolis reiškia, kad transformatorius suprojektuotas taip, kad apsaugotų nuo trumpojo jungimo.



Šis simbolis reiškia, kad transformatorius laikomas perjungiamų režimų maitinimo tiekimo (angl. „Switch Mode Power Supply“ (SMPS)) įrenginiu.



Šis simbolis reiškia, kad ši priemonė suprojektuota naudoti patalpose.



Šis simbolis nurodo maksimalią vardinę aplinkos temperatūrą, kuriai esant transformatorius gali būti nuolat eksploatuojamas įprastomis naudojimo sąlygomis.



Šis simbolis rodo, kad prietaisas yra skirtas naudoti ne didesniame nei 3000 m aukštyje.



Perdirbimo simbolis naudojamas identifikuojant medžiagą, iš kurios pagaminta prekė, kad būtų lengviau perdirbti arba atlikti kitokį pakartotinį apdorojimą. Šį simbolį gali sudaryti skaičius ir (arba) sutrumpinimas.



Šis simbolis nurodo, kad norint prijungti elektros įrangą prie maitinimo tinklo, reikalingas atskiras maitinimo blokas.



Šis simbolis nurodo jungiklį arba jungiklio padėtį, kuriai esant įjungiama tam tikra įrangos dalis, kad ją būtų galima perjungti į budėjimo būseną ir nurodyti valdymo elementą, kuris turėtų būti perjungtas, arba nurodyti nedidelio energijos suvartojimo būseną.

IP22

Šis simbolis rodo, kad yra apsauga nuo $\geq 12,5$ mm kietųjų pašalinių objektų prasiskverbimo ir nuo kenksmingo poveikio, atsirandančio dėl vertikaliai krintančių lašų prasiskverbimo, kaip priemonė pakreipta 15 laipsnių kampu.

IP30

Šis simbolis rodo, kad yra apsauga nuo $\geq 2,5$ mm kietų pašalinių objektų įsiskverbimo ir kad nėra apsaugos nuo kenksmingo poveikio dėl vandens prasiskverbimo.



Šis simbolis rodo energijos efektyvumo lygį.



Šis simbolis rodo, kad prietaiso negalima naudoti, jeigu sugadinta kištuko šakutė.



Šis simbolis reiškia, kad daiktą galima perdirbti, o ne tai, kad daiktas buvo perdirbtas arba bus priimtas visuose atliekų perdirbimo surinkimo punktuose.



Šis simbolis nurodo WEEE, elektronikos atliekas ir elektroninę įrangą. Elektros produktų atliekos negali būti šalinamos su buitinėmis atliekomis. Perdirbkite ten, kur yra tam skirta infrastruktūra. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietos administraciją arba mažmenininką (žr. skyrių „Perdirbimas“).



Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra baterijų, kurių negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB).



Žaliojo taško (vok. „Der Grüne Punkt“) simbolis. Žaliasis taškas – tai Europos pramonės finansuojamų vartotojų prekių pakuočių perdirbimo sistemų tinklo licencijos simbolis.



Simbolis taikomas nurodyti produktus, kurie atitinka aktualias ES direktyvas dėl saugos ir sveikatos arba aplinkos apsaugos.



FSC („Forest Stewardship Council“, Miškų priežiūros tarybos) logotipas nurodo, kad produktas gaunamas iš atsakingai parenkamų šaltinių – ekologiškai priimtinių, naudingų socialiai ir ekonomiškai gyvybingų.



FSC

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
3000.102.9550.2
(2023-10)