



Visit us

www.philips.com

There may be certain differences between the content of this manual and your product. Please refer to the actual product. We reserve the right to update the product at any time without prior notice.

©2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 23



PHILIPS

Massage Gun

Mini Massage Gun

PPM7303



User Manual

Contents

- 1 Readme
 - Symbol Description
 - People Restricted or Prohibited from Use
 - Precautions for Use
 - Precautions for Maintenance
-

- 2 Product Features
-

- 3 Components
-

- 4 How to Use
 - Preparations Before Use
 - Installation
 - Operation
 - Charging
-

- 5 Indicator Description
-

- 6 Maintenance
 - Disposal
-

-
- 7 Troubleshooting
-

- 8 Technical Parameters
-

- 9 Service Guide for Product Warranty
 - Warranty and Service
 - Warranty Card
-

- 10 Packing List
-


1 Readme

Please carefully read the operation manual before use and keep it properly. The manual is available at www.philips.com

Symbol Description

To avoid personal injury or property damage, be sure to observe the contents below.

- The following symbols are used to illustrate what you should observe.

 Indicates prohibition

 Indicates the actions that need to be subject to instructions

People Restricted or Prohibited from Use

 Important Information

This product cannot be used under any of the following circumstances without the prior consent of your doctor.

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

Must be only supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

- The occurrence of pregnancy, diabetic complications (e.g. neuropathy or retinal damage), pacemaker wearing, recent surgery, epilepsy or migraine, disc herniation, anterior vertebra, vertebrae detachment, or ankyloses of vertebra, recent arthroplasty surgery or IUD, Kirschner wire or steel plate and other health-related issues. These contraindications do not mean that you are not allowed to use the Product. It is recommended to consult your doctor before use.

The underway research is about the impact of the vibration training on specific

- medical diseases. This stands a good chance to reduce various contraindications mentioned above. The practice proves that under many circumstances, the incorporation of vibration training into a therapeutic regimen is also a form of therapy, but it must be done at the suggestion or in the company of a doctor, expert or physical therapist.

! The product is not allowed to be used by the following groups/under the following circumstances

- It is forbidden for minors to use the product. If injured, it is not allowed to use it. Please consult your doctor before using it in case of muscle injury.
- Do not use the device on non-dry and non-clean skin surface. You can use this product with clothes on. Gently press and move it on the skin for about 60 seconds per area.
- Do not use the device on the part above the neck and with less muscle coverage. It is forbidden to use it on the bones. Under the circumstance of not causing pain or discomfort, only use the device on the soft tissues of the body. Do not use the device on the occurrence of bruising, pain or discomfort.
- Do not place any object in the vent of the device.
- Do not immerse the device in water, or let water get into the vent of the device.
- Do not put the device into the fire or place it near the fire source. Do not drop the device intentionally.
- Do not charge the device with a charger with a voltage exceeding 9V.
- Disassembly of the device in any way is prohibited. Do not place your fingers, hair or other body parts near the shaft or back of the massage head due to the risk of being clamped. It is forbidden for people who are unable to express their will or who cannot operate the machine themselves to use this Product. Children are not allowed to use the product. Keep children away from it when using it.

- Please stop immediately when you feel lower back pain, dizziness, vomiting, palpitation and other abnormal body reactions during use.
- This product is set for 10-minute timing at a time. Do not use it for no more than 20 minutes each time. After each use, stop the device for 30 minutes to ensure the extension of its service life.
- Do not use the product under the following circumstances:
 - When you are severely tired
 - Within one hour before and after meals
 - When you are drunk

Precautions for Use

- !** Do not wear excessive clothes during use.
- !** Keep away from liquid or heat source.
- !** Do not use any products other than the original binding charging base and DC charger. Must be only supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- !** Do not use the product during charging.
- !** After charging, disconnect the power supply in time.
- !** Stop the device immediately if it cannot work properly or you feel abnormal.
- !** Follow the instructions when using the product.
- !** Before each use, carefully check whether the product can be used normally according to the operation instructions in this manual.
- ⊘** Do not load and ballast the power cord or cause damage to it.
- ⊘** Do not stand on the device or use the device as a toy so as to avoid accidents.
- ⊘** Do not disassemble, modify or repair the product by yourself.
- ⊘** Do not use the device if your body is wet.


Precautions for Maintenance

- ⚠ Be sure to disconnect the power supply before maintenance.
- ⊘ Do not drop the main unit and its charging base. Do not strike it strongly.
- ⊘ Do not pour water on the product.
- ⊘ Do not use the product in a bathroom or in places with high humidity.
- ⚠ Be sure to confirm whether the switch is normal in advance before it is used again if it has not been used for a long time.
- ⊘ Do not use volatile oil, thinner, alcohol, strong alkaline detergent, bleach or other cleaning agents for maintenance.
- ⚠ The product is equipped with a simple shockproof facility, and is suitable for air, railway, road and ship transportation. Keep away from rain and snow splashing, inversion and collision during the transportation.
- ⚠ Keep out of reach of the children.
- ⚠ Make the device cool down before storing.
- ⚠ Check the device for any sign of wear or damage on a regular basis. If there is such sign, or if the device has been misused, contact the supplier for maintenance before reuse.

2 Product Features

This product is available for relaxing the tense muscles and releasing the post-exercise soreness and fatigue by massaging the soft tissues of the body with high frequency. A variety of massage heads can be combined to massage muscles all over the body. Equipped with a portable storage bag, it is easy to carry out.

3 Components





Metal Hot Compress Head

Apply stainless steel surface with hot compress to relieve muscle tension and enhance the massage impact.



Rubber Spherical Head Pro

Made of sports equipment material, it is soft touch, elastic, skin friendly and easy to clean.



Pointed Tip Head

Suitable for impacting deep tissues and relieve muscle soreness quickly.



Claw-shape Attachment

Installed on the pointed tip head. Suitable for gentle massage with its 6 silicone nodes.



U-shaped Head

Suitable for concentrated massage of specific sore areas.



Wedge-shape Head

Suitable for muscle edge tissues massage and making better muscle shape.


4 How to Use

Preparations Before Use


1. Check if the device and its accessories are complete.
2. Remove the pendants and decorations during use, so as to avoid affecting the massage part.
3. Install the massage head in place.

Installation

According to the message demand, insert the appropriate message head into the front round hole of main unit, and then press it firmly to the end, as shown in the figure below, indicating that it is installed in place.



Installation effect is shown in the figure below:



Operation

1. Start the device. Press and hold the operation button for 1 second to start the device, then the device will enter Level 0 by default. Press the button once to increase one level, with the maximum of 5 levels. When it goes to Level 5, press the button to enter Level 0 again, and repeat in this way.

2. Press and hold the operation button to switch off the device at any level.

3. The device will automatically switch off after 10 continuous use for 10 minutes.

Restart the device for use again.

4. The massage head is suspended after being blocked. This is to protect the device against abnormal operation. Press the button to restart the device.

Power Capacity Indicator

① Power-on State:

Red lamp: current power

0-10%

Yellow lamp: current power

11-50%

Green lamp: current power

51-100%

② Charging State:

Red breathing lamp: current

power 0-10%

Yellow breathing lamp:


current power 11-50%

Green breathing lamp:

current power 51-99%

Green remains on: fully

charged



Level Indicator

1 lamp indicates Level 1,

2 lamps indicate Level 2,

And so forth

Operation Button

Press and hold to start/ be

on standby

Press to switch the levels

Charging

1. Before the first use, charge the device for 4 hours until it is fully charged.


2. When charging, use the TYPE-C charging cable provided in the accessories, and connect the end of USB to the 5V2A output port of the charger;

3. The LED lamp on the device flashes regularly to display the battery remaining capacity, and indicating that it is being charged;

4. The battery can be charged at any time and at any power level. Do not start and use the device when charging;

5. The battery needs to be charged when it is exhausted to less than 5% (the power indicator flashes red).

6. The fully-charged device can be operated for about average 2-3 hours, depending on the working level and strength.



5 Indicator Description

Level Indicator	Status	Description
5 lamps on	Flash	Level 0
1 lamp on	Remain on	Level 1
2 lamp on	Remain on	Level 2
3 lamp on	Remain on	Level 3
4 lamp on	Remain on	Level 4
5 lamp on	Remain on	Level 5

Power Capacity Indicator	Status	Description
Red lamp	Flash	Current power at <5%
Red lamp	Remain on / breathing	Current power at 0% - 10%
Yellow lamp	Remain on / breathing	Current power at 11% - 50%
Green lamp	Remain on / breathing	Current power at 51% - 99%
Green lamp	Remain on	Current power at 100%

6 Maintenance

1. Clean the surface of the device with a slightly wet towel and then dry it with a soft cloth.
2. Put the device in the appropriate portable bag for storing or traveling.

3. Store the device in a dry and well-ventilated place without corrosive gas.
4. Clean and pack the device if it is not used for a long time. It is recommended to charge it every 1 month.
5. This product is suitable for transportation by car, train, ship and airplane. During transportation, the product shall be fixed to against violent vibration, collision, tumbling and falling, and shall be placed upward and be handled with care and rain proof.
6. In order to protect the environment, do not discard it at random. Please discard each part according to their disposal methods.

! During maintenance, the power cord must be unplugged, but do not unplug it with wet hands.

Disposal

The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Take out the lithium-ion battery when it is used up and discarded, and then hand it over to a professional institution that can recycle the rechargeable batteries for disposal.

Battery removal:

Pry open the bottom of main unit, and then remove the battery from the device (The battery cannot be replaced by users arbitrarily):

- The battery must be taken out from the product before the device is discarded;
- The product must be powered off when the battery is removed;
- The battery shall be disposed of in a safe manner.

7 Troubleshooting

This chapter lists the most common problems to the product. If the problems you encounter are not included in the following tables, please call our service hotline or contact the authorized service center in your region.

Fault Description	Troubleshooting
Massage head slips out or falls off	Check whether the massage head is installed in place
Start-up failure	Check whether the power capacity is sufficient (charge for more than 8 hours if not used for a long time)
Charging failure	1. Check whether the voltage and current of the charger are in line with the product requirements 2. Check whether the charging connector and the power supply are plugged in place
Sudden stop after continuous operation for 10 minutes	This is the function setting of protection against long time operation. The device is switched from operation mode to standby mode, which is normal. Press the button to restart the device.
Massage head is blocked and stops running	This is the function setting of protection against abnormal operation. The device is switched from operation to standby mode, which is normal. Press the button to restart the device.
Reasonable use of the product can effectively prolong its service life. It is recommended that: 1. Do not toss or drop the device during use. 2. Do not use the device continuously for more than 30 minutes. Keep it away from the humid environment when using or storing it. 3. If it is left unused for a long time, please charge it once every 1 month.	

If the product has been left unused for a long time, be sure to confirm that its functions are normal before using it again

	Check for the following faults	
Regular check	<ul style="list-style-type: none">Whether the power cord or plug is hotWhether the power cord is deeply scarred or deformed, or has a burnt smellWhether there is abnormal sound or vibration during workWhether the product can work properly after switch onWhether there are other abnormalities or faults	In the event of the above faults, stop using the device immediately and cut off the power supply to prevent accidents. Please send it to our maintenance center.

8 Technical Parameters

Product Name	Philips Mini Massage Gun
Product Model	PPM7303
Operating Voltage	7.4V ---
Operating Power	10W
Charging Voltage	5V ---
Charging Current	2A
Battery Capacity	1300mAh
Interface Type	USB Type-C
Charging Time	4 hours
Product Net Weight	303g
Product Size	75×38×153mm
Intensity Level Adjustment	5 Levels

9 Service Guide for Product Warranty

Warranty and Service

If you need information or have any questions, please visit www.philips.com/support or contact consumer service center in your country/region. If there is no consumer service center in your country/region, please contact your local distributor.

Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by manufacturing process problems, or any damage to components under normal use conditions confirmed by our maintenance service personnel.

Warranty service excludes frequently replaced consumables, auxiliary equipment, shipping cost and door-to-door service. Please show proof of purchase to service personnel when servicing.

Malaysia
Consumer Care: +60-1112984248
Email: Philips.MY@quadforcemy.com

Singapore
Consumer Care: +65-80385589
Email: Philips.SG@quadforcesg.com

Philippines
Consumer Care: +63-960411314
Email: Philips.massager.ph@orrohome.com

Thailand
Consumer Care: +66-20051888
Email: Philips_massager@orrohome.co.th

Indonesia
Consumer Care: +021-39715012 / +021-39715013
Email: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

Vietnam
Consumer Care: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orrohome.vn

Warranty Card

Product Model		User Name	
Sales Agency		Phone Number	
Date of Purchase		Serial Number	
Special Technical Service Center		User Address	
Items of Maintenance	Date	Service Personnel	

10 Packing List

Massage Gun	1×	Massage Head	6×
Storage Bag	1×	USB Charging Cable	1×
User Manual	1×		

目录

1 用户必读

符号描述

禁忌人群

使用注意事项

保养的注意事项

2 产品功能

3 部件名称

4 使用方法

使用前的准备事项

安装方法

使用操作

充电方式

5 指示灯说明

6 保养维护

废弃方式

7 故障诊断

8 主要技术参数

9 产品保修服务指南

保修及服务

保修卡

10 装箱清单

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。本说明书可在www.philips.com上获取。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。



表示禁止



表示需要根据指示去做

禁忌人群



重要信息

电器表面会发热。对热不敏感的人群使用时必须小心。

本电器不适用于身体、感官或智力能力下降或缺乏经验和知识的人员(包括儿童)使用，除非由负责他们安全的人员对他们的使用进行监督或指导。

应监督儿童，确保他们不玩电器。

如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

本电器含有的电池，应由技术人员更换电池。

电器只能在器具上标示的安全特低电压内供电。

未获得医生事先同意，不能在以下任何一种情况下使用本产品。

- 怀孕、糖尿病并发症(比如神经病变或视网膜损伤)、佩带起搏器、近期做过手术、癫痫或偏头痛、椎间盘突出、脊椎前移、椎骨脱离、或脊椎关节僵硬、近期做过关节置换手术或IUD、金属针或钢板任何与您身体健康相关的问题。这些禁忌症并不意味着您无法使用本产品，我们建议您在使用前咨询医生。
- 目前正在进行的研究是关于振动训练对特定医学疾病的影响。这很有可能减少上述各项禁忌症。实践经验表明，在许多情况下，将振动训练结合到治疗方案也是一种治疗方式。这必须在医生、专家或理疗师的建议下，或其陪同下进行。

❗ 以下人群/情况禁止使用

- 禁止未成年人使用，如果已受伤，禁止使用本产品。在肌肉损伤时使用本设备前，请咨询您的医生。
- 禁止在非干燥、非洁净皮肤表面上使用，可以隔着衣服使用，轻轻在皮肤上按压、移动，每个部位大约60秒。
- 禁止在颈部以上和肌肉覆盖较少的部位使用，禁止在骨头上使用，在不产生疼痛或不适的情况下，只在身体的软组织上使用本产品。
- 禁止在产生淤青，出现疼痛或不适的迹象时使用。
- 禁止将任何物体放置在产品的通风孔中。
- 禁止将产品浸入水中，也不要让水进入产品的通风孔。
- 禁止将产品投入火中或靠近火源。
- 禁止故意摔落本产品。
- 禁止使用电压超过9V的充电器对产品充电。
- 禁止以任何方式拆卸本产品。
- 禁止手指、头发或身体其他部位靠近按摩头的轴和背面，因为有可能被夹住。
- 禁止无法表达自己意志的人，或者自己无法操作机器的人使用。
- 禁止儿童使用，在使用的时候也不要让儿童靠近。
- 使用过程中，感觉腰疼，头晕，呕吐，悸动等身体异常反应的时候，请立即停止。
- 本产品单次定时10分钟，每次使用请不要超过20分钟，使用后请让机器休息30分钟以确保机器寿命的延长。
- 下列的情况禁止使用：
 - 剧烈疲劳的时候
 - 饭前、饭后一小时之内
 - 醉酒之后

使用注意事项

- ❗ 不要穿太厚的衣服使用。
- ❗ 远离液体或热源。
- ❗ 不要使用除原装充电底座、DC充电器以外的产品。电器只能在器具上标示的安全特低电压内供电。
- ❗ 充电中产品无法使用。
- ❗ 在充电完成后，请及时断开电源。
- ❗ 产品无法正常运行，或者感觉异常的时候请立即停止使用。
- ❗ 请按照使用说明资料使用本产品。
- ❗ 每次使用前按照本书操作方法仔细检查产品是否能正常使用。
- ❗ 不要对电源线进行负荷压载，或者导致电源线受损。
- ❗ 不要站在本体上面，也不要将产品作为玩具，避免发生意外。
- ❗ 绝对不要分解，改造或者自己修理产品。
- ❗ 身体在有水的状态下不要使用该产品。


保养的注意事项

- ❗ 保养的时候，务必先断开电源。
- ❗ 不要摔落产品本体及充电底座，也不要强烈的敲打。
- ❗ 不要在产品上淋水。
- ❗ 不要在浴室或者湿气很大的场所使用。
- ❗ 长期没有使用，再次使用的时候，务必事先确认开关等是否正常。
- ❗ 保养时，请不要使用挥发油，稀释剂，酒精，强碱性洗涤剂，漂白剂等清洁。
- ❗ 产品设有简易的防震设施，适合航空铁路、公路及轮船运输。运输过程中应避免雨雪淋溅、倒置和碰撞。
- ❗ 请将本产品放在儿童接触不到的地方。
- ❗ 存放器具时，先让器具冷却下来。
- ❗ 经常检查器具上是否有磨损或损坏的迹象，如果有这种迹象，或如果此器具已经被误用，则应在再次使用前联系供应商进行检修。

2 产品功能

本产品通过高频率冲击放松身体的软组织，可以帮助放松紧张肌肉，释放运动后酸痛和疲惫。搭配不同的按摩头使用，可用于身体各处肌肉按摩，配置便携收纳包，便于外出携带。

3 部件名称



金属自发热扁平头

不锈钢表面，有利于增强冲击感，同时可热敷按摩部位，舒缓深层肌肉紧张



闭孔橡胶球头 Pro

选用运动设备专用材质，亲肤易洁，适合日常按摩放松



尖头

用于冲击深层组织，快速缓解肌肉酸痛



手指按摩头附件

安装于尖头上，选用运动设备专用材质，亲肤易洁，适合日常按摩放松



U型头

适用于集中按摩特定的酸痛点



楔形头

可用于大肌肉群的塑型按摩


4 使用方法

使用前的准备事项


1. 请检查机器及配件完整。
2. 使用时请去除挂件和装饰物，以避免影响按摩部位。
3. 请将按摩头安装到位。

安装方法

根据按摩需求，选择按摩头插入筋膜枪前方圆孔内，用力按压到底，如下图所示，表示安装到位。




安装效果如图：




使用操作

1. 开机，长按操作按键1秒开机，开机默认进入0挡，每按一次按键则挡位递增1挡，直到5挡。5挡时按按键再次进入0挡，依次循环。
2. 任意挡位下，长按关机。
3. 连续使用10分钟后自动关机，如需再次使用，请重新启动机器。
4. 按摩头堵转后停止出力，为运行异常保护功能设定，短按按键可重新启动。



充电方式

1. 初次使用之前，充电4个小时，将电充满；
2. 充电时，请使用附件提供的TYPE-C充电线，USB一端连接充电器5V2A输出接口；
3. 设备上的LED灯有规律地呼吸，显示电池电量，表示正在充电；
4. 电池可以在任何时间，在任何电量水平下进行充电，充电时不可以开机使用本产品；
5. 电池电量耗尽到小于5%(电量指示灯呈红色闪烁)需充电。
6. 产品充满电平均运行时间约2-3小时，档位和力度不同有一定差异。



5 指示灯说明

档位指示灯	状态	描述
5颗灯亮	闪烁	零挡
1颗灯亮	常亮	一档
2颗灯亮	常亮	二挡
3颗灯亮	常亮	三挡
4颗灯亮	常亮	四挡
5颗灯亮	常亮	五挡

电量指示灯	状态	描述
红色灯光	闪烁	当前电量<5%
红色灯光	常亮/呼吸	当前电量0%-10%
黄色灯光	常亮/呼吸	当前电量11%-50%
绿色灯光	常亮/呼吸	当前电量51%-99%
绿色灯光	常亮	当前电量100%

6 保养维护

1. 用微湿的毛巾清洁设备表面，然后用软布擦干。
2. 在存放或出门旅行时，放在配套的便携包中。
3. 应存放于干燥、通风良好，无腐蚀性气体的地方。
4. 长时间不使用应清洁后包装储存，建议每隔1个月充电一次。
5. 本产品适用于汽车、火车、轮船、飞机运输方式。运输中应固定好本产品，防止剧烈振动、碰撞、翻滚和跌落，并向上、轻放和防雨。
6. 为了保护环境，不要就这样废弃，请根据各个部位的废弃方法进行废弃。

! 保养的时候，一定要把电源线拔掉，但是不要用湿手去拔除电线。

废弃方式

本产品所用的锂离子电池是可回收再生的宝贵资源，请在使用完毕废弃之时，将锂离子电池取出，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。

电池拆除步骤：

撬开底部可将电池从器具中取出（用户不能自行更换电池）：

一废弃器具前，必须将电池从器具中取出；

一在取出电池时，器具必须断电；

一电池应安全地处理。

7 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障描述	故障排除
按摩头滑出或掉落	检查按摩头是否安装到位
产品无法开机	检查电量是否充足 (若长时间未使用先充电8小时以上)
产品无法充电	1. 检查充电头电压和电流是否与产品要求匹配 2. 检查充电连接口和电源是否插到位
连续运行10分钟后突然停止	此现象为长时间运行保护功能设定,由运行转为待机模式,短按按键可重新启动,属于正常现象
按摩头堵转后停止出力	此现象为运行异常保护功能设定,由运行转为待机模式,短按按键可重新启动,属于正常现象
合理使用产品可有效延长使用寿命,建议: 1. 使用过程中勿扔勿摔。 2. 最长连续使用时间建议不要超过 30 分钟,使用或存放时远离潮湿环境。 3. 长时间不使用请每隔 1 个月充一次电。	

长时间未使用后,务必先确认功能正常,才能再次使用。

定期检查	有无以下故障	若出现上述故障,为了防止引发事故,请立刻停止使用,并切断电源。请送往本公司维修点。
	<ul style="list-style-type: none">· 电源线或者插头发热· 电源线有深深的伤痕或者变形、有焦味· 工作中有异常的声音或者震动· 开启开关后,不正常工作· 有其他异常或者故障	

注意:

如果无法排除故障或产品仍无法理想操作,与售后服务人员联系,切勿自行拆卸或尝试维修。

8 主要技术参数

产品名称	飞利浦牌迷你筋膜枪
产品型号	PPM7303
工作电压	7.4V 三
工作功率	10W
充电电压	5V 三
充电电流	2A
电池容量	1300mAh
接口类型	USB Type C
充电时间	4小时
产品净重	303g
产品尺寸	75x38x153mm
档位调节	5挡调节

9 产品保修服务指南

保修及服务

如果您需要信息或有任何问题，请访问www.philips.com/support或联系您所在国家/地区的消费者服务中心。如果您所在的国家/地区没有消费者服务中心，请联系当地经销商。自购买之日起两年内，因制造过程问题造成的任何损坏，或经我们维修服务人员确认的在正常使用状况下的部件损坏，您将获得免费保修服务。保修服务不包括经常更换的耗材、辅助设备、运输费用和上门服务。维修时请向服务人员出示购买凭证。

马来西亚
服务热线: +60-1112984248
服务邮箱: Philips.MY@quadforcemy.com

新加坡
服务热线: +65-80385589
服务邮箱: Philips.SG@quadforcesg.com

菲律宾
服务热线: +63-960411314
服务邮箱: Philips.massager.ph@orrohome.com

泰国
服务热线: +66-20051888
服务邮箱: Philips_massager@orrohome.co.th

印度尼西亚
服务热线: +021-39715012 / +021-39715013
服务邮箱: Philips_Massager.ID@orrohomeindonesia.com

越南
服务热线: +84-909800829
服务邮箱: Philips.massager.VN@orrohome.vn

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	
维修内容	时间	保修人员	

10 装箱清单

主机	1x	按摩头	6x
收纳袋	1x	充电线	1x
说明书	1x		

Daftar Isi Kandungan

- 1 Pengguna wajib membaca
 - Penerangan pada simbol
 - Orang yang berkenaan
 - Langkah berjaga-jaga untuk penggunaan
 - Langkah berjaga-jaga pemeliharaan
-

- 2 Ciri-ciri Produk
-

- 3 Nama spare parts
-

- 4 Arahan untuk penggunaan
 - Langkah berjaga-jaga sebelum digunakan
 - Kaedah pemasangan
 - Operasi penggunaan
 - Kaedah pengecasan
-

- 5 Panduan penunjuk lampu
-

- 6 Kaedah pemeliharaan
 - Kaedah pelupusan
-

-
- 7 Penyelesaian masalah
-

- 8 Parameter teknikal utama
-

- 9 Garis panduan perkhidmatan untuk jaminan
 - Waranti dan perkhidmatan
 - Kad jaminan
-

- 10 Daftar pembungkusan
-

1 Pengguna wajib membaca

Sila baca manual ini dengan teliti dan simpan dengan betul sebelum menggunakan produk. Manual boleh didapati di www.philips.com

Penerangan pada simbol

Untuk mengelakkan kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, pastikan anda mengikuti perkara berikut.

- Simbol di bawah menandakan perkara yang perlu diperhatikan.
-

 Dilarang

 Patuh pada arahan sebelum digunakan.

Orang yang berkenaan

 Maklumat penting

Perangkat ini memiliki permukaan yang dipanaskan, dan orang yang tidak sensitif terhadap haba dihimbau untuk berhati-hati semasa menggunakan perangkat ini.

Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan pada orang (termasuk kanak-kanak) yang memiliki kurang upaya pada fizikal, deria, mental atau kurang dalam pengalaman dan pengetahuan, kemudian melainkan pada mereka yang telah diberi panduan mengenai kaedah penggunaan perangkat oleh orang yang bertanggungjawab demi keselamatannya.

Kanak-kanak harus diawasi demi memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti dengan kord atau pemasangan khas yang tersedia daripada pengilang atau ejen servisnya.

Perangkat ini memiliki bateri yang dapat diganti oleh orang yang mahir.

Perangkat ini hanya dapat dibekalkan dengan keselamatan voltan rendah tambahan yang sesuai dengan panduan pada perangkat.

Jangan gunakan produk ini dalam mana-mana syarat berikut tanpa kebenaran dari doktor Anda terlebih dahulu.

- Penyelidikan sedang berjalan mengenai kesan latihan getaran pada kondisi perubahan tertentu. Mungkin mengurangkan kontraindikasi yang telah disebutkan di atas. Pengalaman praktikal telah menunjukkan bahawa dalam banyak kes, memasukkan latihan getaran ke dalam program rawatan juga merupakan metode terapeutik. Hal ini mesti dilakukan atas nasihat atau telah disertai oleh doktor, pakar, atau ahli fisioterapi.
- Kehamilan, komplikasi diabetes (seperti neuropati atau kerosakan retina), memakai perentak jantung, baru-baru ini menjalankan pembedahan untuk epilepsi atau migrain, cakera hernia, spondylolisthesis, spondylolisthesis, atau sendi kaku di tulang belakang, pembedahan penggantian sendi baru-baru ini, atau IUD, jarum logam atau pinggan untuk sebarang masalah yang berkaitan dengan kesihatan fizikal Anda. Kontraindikasi ini tidak bermakna Anda tidak boleh menggunakan produk ini, tetapi kami mengesyorkan Anda berunding dengan doktor Anda sebelum menggunakan.

! Orang yang berkenaan

- Kanak-kanak di bawah umur dilarang menggunakan, jika terjadi cedera, maka jangan gunakan produk ini kembali. Rujuk pada doktor Anda sebelum menggunakan perangkat ini sekiranya bila terjadi cedera otot.
- Dilarang menggunakan perangkat ini pada permukaan kulit yang tidak kering dan tidak bersih. Perangkat ini dapat digunakan melalui pakaian, kemudian tekan perlahan-lahan dan gerakkan pada kulit Anda, dan setiap bahagian adalah kira-kira 60 saat.
- Dilarang menggunakannya di atas leher dan kawasan yang kurang ditutupi oleh otot, jangan gunakan pada tulang, gunakan perangkat ini hanya pada bahagian tisu lembut apabila ia tidak menyebabkan kesakitan atau ketidakselesaan. Jangan digunakan sekiranya berlaku lebam pada tubuh Anda, tAnda-tAnda sakit atau ketidakselesaan.
Jangan letakkan sebarang objek di dalam lubang pengudaraan produk ini.
- Jangan rendam produk ini dalam air atau biarkan air memasuki lubang pengudaraan pada produk ini.
Jangan buang produk ini ke dalam api atau berhampiran dengan sumber api.
- Jangan jatuhkan produk ini dengan sengaja.
- Dilarang menggunakan pengecas dengan voltan yang melebihi 9V untuk mengecas produk ini.
Jangan buka produk ini dalam apa cara apapun.
- Jauhkan jari, rambut atau bahagian badan yang lain dari perangkat urut ini, kerana terdapat risiko terjepit.
Orang yang tidak dapat menyatakan kehendakan mereka atau orang yang dapat mengendalikan perangkat itu sendiri.
Jangan biarkan kanak-kanak menggunakan, mendekati apabila sedang digunakan.
-

- Semasa penggunaan, jika Anda merasa sakit pinggang, pening, muntah, jantung berdeyut dan tindak balas badan yang tidak normal, sila hentikan segera.
Produk ini memiliki masa tunggu selama 10 minit, sila jangan gunakannya selama lebih daripada 20 minit setiap kali penggunaannya, sila biarkan mesin berehat selama 30 minit selepas digunakan untuk memastikan lanjutan hayat mesin. Dilarang menggunakan perangkat ini pada situasi berikut di bawah ini:
 - Apabila Anda sangat letih
 - Dalam masa satu jam sebelum dan selepas makan
 - Selepas mabuk

Langkah berjaga-jaga untuk penggunaan

- ! Jangan gunakan perangkat ini ketika sedang memakai pakaian yang tebal.
- ! Jauhkan daripada cariaan atau sumber panas.
- ! Jangan gunakan produk selain daripada pangkalan pengecasan asal, pengecasan DC. Perangkat ini hanya dapat dibekalkan dengan keselamatan voltan rendah tambahan yang sesuai dengan panduan pada perangkat.
- ! Jangan gunakan perangkat ini ketika sedang mengecas.
- ! Setelah selesai mengecas, sila untuk hiduapkan kembali kuasa dalam masa yang telah ditetapkan.
- ! Ketika produk tidak berfungsi seperti biasa, atau jika Anda merasa tidak norma, sila hentikan penggunaannya dengan serta merta.
- ! Sila gunakan produk ini mengikut dengan manual arahan.
- ! Sebelum setiap penggunaan, semak dengan teliti pada produk boleh digunakan secara normal mengikut kaedah pengendalian dalam buku ini.
- ⊘ Jangan muatkan pemberat kord kuasa atau yang menyebabkan kerosakan pada kord kuasa pada perangkat ini.

- ⊘ Jangan berdiri di atas perangkat ini, dan jangan gunakan produk ini sebagai mainan untuk mengelakkan kemalangan yang terjadi.
- ⊘ Jangan sekali-kali membuka, mengubah atau membaiki produk ini dengan sendiri. Jangan gunakan produk ini apabila Anda sedang basah.
- ⊘


Langkah berjaga-jaga pemeliharaan

- ⚠ Semasa menyelenggara, pastikan Anda telah memutuskan sambungan kuasa terlebih dahulu.
- ⊘ Jangan jatuhkan produk ini dan pangkalan pengecasannya dan jangan pukul produk ini dengan kuat.
- ⊘ Jangan tuangkan air pada produk ini.
- ⊘ Jangan gunakan di dalam bilik mandi atau tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi.
- ⚠ Bila perangkat tidak digunakan untuk masa yang lama, dan apabila ia digunakan semula, pastikan anda mengesahkan sama ada suis itu normal terlebih dahulu. Ketika menyelenggara, jangan gunakan minyak meruap, lebih nipis, alkohol, detergen alkali yang kuat, peluntur, dll., untuk membersihkannya.
- ⊘ Produk ini dilengkapi dengan kemudahan kalis kejutan yang ringkas, dan sesuai untuk pengangkutan udara, kereta api, jalan raya dan kapal. Semasa pengangkutan elakkan dari hujan dan salji, penyongsangan dan perlanggaran.
- ⚠ Sila jauhkan prouk ini daripada capaian kanak-kanak.
- ⚠ Semasa penyimpanan perangkat, biarkan perangkat sejuk terlebih dahulu.
- ⚠ Periksa perkakas dengan kerap untuk mengesan tAnda haus atau kerosakan. Jika ya, atau perkakas Anda telah disalahgunakan, hubungi pembekal untuk diservis sebelum digunakan semula.

2 Ciri-ciri Produk

Produk ini melegakan tisu lembut badan Anda melalui impak frekuensi tinggi, yang dapat membantu melegakan otot yang tegang dan melepaskan kesakitan dan keletihan selepas bersenam. Produk ini boleh digunakan untuk mengurut otot di seluruh badan dengan kepala urut yang berbeza dan dilengkapi dengan beg penyimpanan yang mudah alih, dan mudah dibawa semasa keluar rumah.

3 Nama spare parts





Kepala rata dengan pemanas dari logam

Permukaan keluli tahan karat yang kondusif untuk meningkatkan kesan, dan pada masa yang sama, produk ini dapat memanaskan kawasan urat untuk melegakan ketegangan oto yang mendalam.



Kepala urat material getah Pro

Dibuat daripada bahan khas untuk peralatan sukan, mesra kulit dan mudah dibersihkan, sesuai untuk urutan dan relaksasi harian



Kepala urat runcing

Digunakan untuk memberi kesan kepada tisu dalam untuk melegakan otot yang sakit dengan cepat.



Sambungan kepada urat jari

Dipasang pada kepala urat runcing yang menggunakan bahan khas untuk peralatan sukan, mesra kulit dan mudah dibersihkan, sesuai untuk urutan harian dan santai.



Kepala U-shaped

Untuk urutan yang tertumpu pada titik sakit yang tertentu.



Kepala baji

Dapat digunakan pada kumpulan otot yang besar.


4 Arahan untuk penggunaan

Langkah berjaga-jaga sebelum digunakan


1. Sila periksa integriti perangkai dan aksesoriya.
2. Sila tanggalkan loket dan hiasan Anda apabila sedang digunakan demi mengelak kawasan urat.
3. Sila gunakan kepala pengurut dengan benar.

Kaedah pemasangan

Sesuai dengan keperluan urutan, pilih kepala urat dan masukkan ke dalam lubang bulat di hadapan pistol fascia, dan tekan dengan kuat hingga ke hujung, seperti yang telah ditunjukkan dalam rajah di bawah, yang ditunjukkan bahawa perangkai telah dipasang.



Kesan pada pemasangan adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini:



Operasi penggunaan

1. Hidupkan mesin, tekan dan tahan butang operasi selama 1 saat untuk menghidupkan mesinnya, setelah itu mesin akan memasuki gear 0 secara laai, dan gear akan meningkat sebanyak 1 gear setiap kali butang ditekan hingga mencapai gear 5. Apabila sedang berada dalam gear 5, sila tekan butang untuk memasukkan gear 0 sekali lagi, dan perangkai akan mengitar secara bergilir-gilir.
2. Dalam sebarang gear, tekan lama untuk mematikan perangkai.
3. Secara automatik produk akan mati selepas 10 minit penggunaan yang berterusan, jika Anda perlu menggunakan semula, sila mulakan semula mesinnya.
4. Selepas kepala urut disekat, maka produk akan menghentikan kuasanya, dalam fungsi perlindungan operasi yang tidak normal, maka produk dapat dimulakan semula dengan menekan butang.

Penunjuk bateri

① Dalam keadaan kuasa hidup:

Warna merah: 0-10% bekalan kuasa

Warna kuning: 11-50% bekalan kuasa

Warna hijau: 51-100% bekalan kuasa

② Dalam keadaan mengecas:

Breathing Light cahaya

merah 0-10% bekalan kuasa


Breathing Light cahaya

kuning: 11-50% bekalan kuasa

Breathing Light cahaya hijau:


51-99% bekalan kuasa

Cahaya hijau menyalaPengecasan telah penuh



Kaedah pengecasan

1. Sebelum penggunaan pertama, cas selama 4 jam untuk mengecas sepenuhnya;
2. Pada saat mengecas, sila gunakan kabel pengecasan TYPE-C yang telah disediakan dalam aksesori kemudian sambungkan hujung USB ke port output 5V2A untuk mengecas;
3. Lampu LED pada peranti Breathing Light dengan kerap menunjukkan bahawa tahap bateri sedang dicas;
4. Bateri dapat dicas pada bila-bila masa dan pada sebarang tahap kuasa dan produk tidak dapat dihidupkan semasa mengecas;
5. Kuasa pada bateri habis sehingga kurang daripada 5%(Lampu penunjuk kuasa berkelip merah) dan perlu dicas.
6. Purata masa berjalan produk ini adalah kira-kira 2-3 jam apabila telah dicas dengan penuh dan terdapat perbezaan tertentu antara ketas dan kuasanya.



5 Panduan penunjuk lampu

lampu penunjuk aras	Kondisi	Huraikan
Lima butir lampu bermaksud gear 5	Berkelip	Gear 0
Lima butir lampu bermaksud gear 1	Senantiasa menyala	Gear 1
Lima butir lampu bermaksud gear 2	Senantiasa menyala	Gear 2
Lima butir lampu bermaksud gear 3	Senantiasa menyala	Gear 3
Lima butir lampu bermaksud gear 4	Senantiasa menyala	Gear 4
Lima butir lampu bermaksud gear 5	Senantiasa menyala	Gear 5

Penunjuk bateri	Kondisi	Huraikan
Lampu warna merah	Berkelip	Bekalan kuasa semasa <5%
Lampu warna merah	Senantiasa menyala/Breathing Light	Bekalan kuasa semasa 0%-10%
Cahaya kuning	Senantiasa menyala/Breathing Light	Bekalan kuasa semasa 11%-50%
Lampu warna hijau	Senantiasa menyala/Breathing Light	Bekalan kuasa semasa 51%-99%
Lampu warna hijau	Senantiasa menyala	Bekalan kuasa semasa 100%

6 Kaedah pemeliharaan

1. Bersihkan permukaan perangat dengan tuala yang sedikit lembap, kemudian keringkan dengan kain lembut.
2. Apabila sedang menyimpan atau melancong, masukkan ke dalam beg pembawa yang sepadan.

3. Produk hendaklah disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik tanpa gas yang dapat menghakis.
4. Jika produk tidak digunakan untuk jangka masa yang lama, maka perlu dibersihkan dan dibungkus untuk penyimpanan. Disarankan untuk mengemasnya setiap 1 bulan.
5. Produk ini sesuai pengangkutan dengan kereta, kereta api, kapal dan kapal terbang. Semasa pengangkutan, produk ini harus diperbaiki untuk mengelakkan getaran, perlanggaran, terbalik dan jatuh yang kuat, dan ia harus diletakkan ke atas, ringan dan dapat dilindungi daripada hujan.
6. Demi perlindungan alam sekitar, jangan buang perangat ini dengan sebarang, tetapi buang mengikut kaedah pelupusan setiap bahagian pada perangat ini.

! Ketika pemeliharaan, pastikan Anda telah mencabut palam kord kuasa pada perangat, dan jangan cuba mencabutnya dengan tangan Anda yang basah.

Kaedah pelupusan

Baterai lithium-ion yang digunakan dalam produk ini ialah sumber daya berharga yang dapat dijana semula ulang. Sila keluarkan baterai lithium-ion pada perangat setelah dibuang setelah digunakan, dan serahkan ke lembaga profesional yang dapat menjana ulang baterai yang dapat dicas ulang.

Langkah-langkah mengeluarkan baterai dari perangat:

Baterai dapat dikeluarkan dari perkakas dengan mengungkit pada bahagian bawah (Baterai tidak dapat diganti oleh pengguna) :

- Sebelum membuang perangat, baterai mesti dikeluarkan dari perangkatnya terlebih dahulu:
- Perkakas mesti dinyahtengakan apabila baterai telah dikeluarkan:
- Baterai hendaklah dibuang dengan selamat.

7 Penyelesaian masalah

Bahagian ini menyesuaikan masalah yang paling biasa mengenai produk ini. Jika Anda tidak dapat mencari penyelesaian kepada masalah yang Anda hadapi, sila hubungi talian hotline atau pusat servis yang dibenarkan di kawasan Anda.

Huraian masalah	Huraian penyelesaian
Bila kepala urut tergelincir keluar atau jatu	Periksa pada kepala urut telah dipasang di tempatnya
Produk tidak dapat dihidupkan	Periksa pada bateri apakah telah mencukupi (Bila sudah lama tidak digunakan, maka cuba cas lebih dari 8 jam)
Produk tidak dapat mengecap	<ol style="list-style-type: none"> Sila periksa pada voltan dan arus kepala pengecasan apakah sepadan dengan keperluan pada produk tersebut. Periksa pada port pengecasan dan bekalan kuasa telah dipasang dengan betul
Berhenti secara tiba-tiba selepas menggunakan selama 10 minit	Fenomena ini ditetapkan karena fungsi perlindungan berjalan secara jangka panjang. Dari berlari ke mod yang siap sedia, tekan sejenak butang untuk memulakan semula, dan ini merupakan fenomena biasa.
Selepas kepala urut disekat, kuasanya berhenti	Fenomena ini ditetapkan karena fungsi perlindungan berjalan secara jangka panjang. Dari berlari ke mod yang siap sedia, tekan sejenak butang untuk memulakan semula, dan ini merupakan fenomena biasa.
<p>Penggunaan produk yang munasabah dapat memanjangkan hayat perkhidmatan dengan berkesan, dan ini adalah disyorkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jangan buang atau jatuhkan semasa digunakan. Masa penggunaan berterusan yang paling lama disyorkan tidak melebihi daripada 30 minit, dan jauhkan daripada persekitaran lembap semasa menggunakan atau menyimpan. Sila cas semula setiap 1 bulan sekali jika tidak digunakan dalam jangka masa yang lama. 	

Bila perangk telah lama tidak digunakan, pastikan Anda telah mengesahkan bahawa fungsi perangk itu normal sebelum menggunakannya dengan semula.

Pemeriksaan secara berkala	Bila terdapat sebarang masalah sebagai berikut di bawah ini	Jika kegagalan di atas telah berlaku, maka untuk mengelakkan kemalangan, sila hentikan penggunaannya serta-merta dan potong bekalan kuasa. Sila hantarkan perangk ke tempat penyelenggaraan syarikat kami.
	<ul style="list-style-type: none"> Suhu kord kuasa atau palam panas Kord kuasa memiliki parut dalam atau ubah bentuk, dan memiliki bau yang terbakar Bunyi atau getaran pada perangk yang tidak normal semasa bekerja Selepas menyalakan suis, perangk tidak dapat berfungsi dengan normal Terdapat masalah atau kegagalan lain pada perangk 	

8 Parameter teknikal utama

Nama produk	Pistol urut mini Philips
Model produk	PPM7303
Voltan operasi	7.4V ---
Kuasa operasi	10W
Voltan pengecasan	5V ---
Arus pengecasan	2A
Kapasitas bateri	1300mAh
Tipe port kuasa	USB Type-C
Masa pengecasan	4 jam
Berat bersih produk	303g
Dimensi produk	75x38x153mm
Penyesuaian gear	5 pelarasan gear

9 Garis panduan perkhidmatan untuk jaminan

Waranti dan perkhidmatan

Jika Anda memerlukan informasi atau terdapat pertanyaan, sila lihat pada www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda berada. Bila tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, maka sila hubungi penganjur di tempatan Anda. Dalam waktu 2 tahun sejak tarikh pembelian, maka Anda akan mendapatkan layanan waranti secara percuma untuk setiap kerosakan yang disebabkan oleh masalah dalam masa pembuatan atau spare parts yang rosak dalam penggunaan normal yang telah dikonfirmasi oleh kakitangan perkhidmatan penyelenggaraan kami. Waranti ini tidak termasuk pada material yang kerap diganti, peralatan tambahan, kos pengirisan, dan perkhidmatan pintu ke pintu. Semasa pembaikan, sila tunjukkan bukti pembelian peranti Anda kepada kakitangan perkhidmatan.

Malaysia
Consumer Care: +60-1112984248
Email: Philips.MY@quadforcemy.com

Singapore
Consumer Care: +65-80385589
Email: Philips.SG@quadforcesg.com

Philippines
Consumer Care: +63-9604111314
Email: Philips.massager.ph@orohome.com

Thailand
Consumer Care: +66-20051888
Email: Philips_massager@orohome.co.th

Indonesia
Consumer Care: +021-39715012 / +021-39715013
Email: Philips_Massager.ID@orohomeindonesia.com

Vietnam
Consumer Care: +84-909800829
Email: Philips.massager.VN@orohome.vn

Kad jaminan

Model produk		Nama pelanggan	
Seller		Nombor telefon	
Tarikh pembelian		Nombor siri	
Stesen teknikal servis		Alamat pelanggan	
Kandungan pemeliharaan	Masa	Kakitangan jaminan	

10 Daftar pembungkusan

Pistol urut	1×	Kepala urut ganti	6×
Beg	1×	Kabel pengecasan	1×
Manual pengguna	1×		