


PHILIPS


Lumea

BRI940, BRI944,
BRI945, BRI946,
BRI947, BRI948





1



BRI940: 2a
 BRI944, BRI945: 2a, 2b
 BRI946: 2a, 2b, 2e
 BRI947, BRI948: 2a, 2b, 2c, 2d

Sobivad nahatoonid / Tinkami odos tonai



Sobivad kehakarvade värvused /
Tinkamos kūno plaukų spalvos



Eesti 6
Lietuviškai 31

Sisukord

Tere tulemast! _____	6
Seadme ülevaade _____	7
Vastunäidustused _____	7
Olulised ohutusjuhised _____	9
Kuidas IPL-tehnoloogia töötab? _____	11
Soovitatav protseduurikava _____	12
Mida oodata? _____	13
Lumea kasutamine _____	13
Täpsem teave Lumea kohta _____	18
Otsakud _____	18
SmartSkin-andur _____	20
Valgustugevuse valimine _____	20
Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta” ning „libista ja välguta” _____	21
Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist _____	22
Seadmega reisimine _____	22
Pärast kasutamist _____	23
Probleemid ja nende kõrvaldamine _____	24
Garantii ja tootetugi _____	27
Taaskasutus _____	27
Tehnilised andmed _____	28
Elektromagnetiline ühilduvus – nõuetele vastavuse teave _____	28
Sümbolite tähendus _____	29

Tere tulemast!

Tere tulemast Philips Lumea maailma! Juba mõne nädala pärast on teil siidiselt sile nahk.

Lumea kasutab intensiivset valgusimpulss-tehnoloogiat (IPL), mida tuntakse kui üht kõige tõhusamat meetodit karvade kasvamise püsivaks vältimiseks. Tegime tihedat koostööd ekspertidest teadlaste ja dermatoloogidega ning kohandasime selle valguspõhise tehnoloogia, mida algul kasutati ilusalongides, lihtsaks, tõhusaks ja mugavaks kasutamiseks kodus. Lumea on õrn ning sellega saab lihtsalt ja tõhusalt hoolitseda naha eest, kasutades just enda jaoks sobivat valgustugevust. Soovimatud karvad on lõpuks ometi minevik.

Lumeat saab kasutada kehal ja naiste näol (pösesarnadest allapoole jääval alal).

Philipsi pakutava tootetoetuste eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil **www.philips.com/support**. Lisateabe saamiseks minge aadressile **www.philips.com/Lumea**, kust leiate meie ekspertide nõuanded, õppevideod ja KKK, ning kasutage oma Lumeat parimal võimalikul viisil.

Märkus. Hoidke need juhised alati toote juures.

Seadme ülevaade

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Valguskiirguse väljundaken (integreeritud UV-filtriga) | 7 Elektrooniliste kontaktide ava |
| 2 Otsakud | 8 Välguti nupp |
| a Kehaotsak | 9 Toitenupp |
| b Näootsak ☺ (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948) | 10 Kinnitamise nupp |
| c Bikiinipiirkonna otsak ☹ (BRI947, BRI948) | 11 Lülitusnupud |
| d Kaenlaaluste otsak ☹ (BRI947, BRI948) | 12 Valgustugevuse märgutuled |
| e Täppisotsak ☹ (BRI946) | 13 Nupp SmartSkin |
| 3 SmartSkin-andur | 14 Välgutivalmiduse märgutuli |
| 4 Sisseehitatud ohutussüsteem | 15 Öhuavad |
| 5 Reflektor otsaku sees | 16 Seadme pesa |
| 6 Elektrikoonilised kontaktid | 17 Adapter |
| | 18 Väike pistik |
| | 19 Kott (Pole näidatud) |
| | 20 Puhastuslapp (Pole näidatud) |

Vastunäidustused



Tingimused

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui olete noorem kui 18-aastane või vanem kui 65-aastane;
- kui kasutusjuhendi alguses olevas sobivate nahatoonide tabelis on teie nahatooni juures märk ☒;
- kui olete rase või toidate rinnaga, sest seadet ei ole rasedatel ega rinnaga toitvatel naistel katsetatud;
- kui teil on aktiivseid implantaate, nagu südamestimulaator, neurostimulaator, insuliinipump jne.

Ravimid/haiguslugu

Ärge kunagi kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

- kui teie nahka ravitakse praegu või on viimasel 7 päeval ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse tretinoiini ja aselaiinhappega;
- kui olete viimase kuue kuu jooksul tarbinud ükskõik mis kujul isotretinoiini Accutane või Roaccutane. Need ravimid muudavad naha vastuvõtlikumaks rebenditele, haavanditele ja ärritusele;
- kui võtate fotosensitiivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahелеhte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;

- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab protseduurielse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku.

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui te olete viimase 3 kuu jooksul saanud kiiritus- või keemiaravi;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
- kui võtate immuunosupressiivseid ravimeid.

Tervisehäired

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui teil on diabeet või mõni teine süsteemne või metaboolne haigus;
- kui teil on kongestiivne südamepuudulikkus;
- kui teil on haigus, mis põhjustab fotosensitiivsust, näiteks polümorfne valguslööve (Polymorphic Light Eruption, PMLE), solaarurtikaaria, porfüüria jne;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidid armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui põete valgussähhvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoossed veenid või veresoonte laiendid;
- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immuunosupressiivset haigust (sh HIV-nakkus või AIDS);
- kui teil esineb naha pigmentatsiooni häireid, nagu vitiligo.

Nahahaigused

Ärge kunagi kasutage seadet:

- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioon, ekseem, põletus, karvanääpsupõletik, lahtine haav, marrastus, herpes (kül mavillid), haav või nahavigastus ja hematoom (sinikas);
- ärritusega (punetuse või haavadega), päikesepõletuse saanud, päevitunud või kunstpäevitusega nahal;
- järgnevates piirkondades: sünnimärkidel, tedretähhnidel, veenilaienditel, tumedaks pigmenteerunud aladel, suurtel veresoontel, armidel, nahaanomaaliatel ilma arstiga nõu pidamata; See võib tekitada põletusi ja muutusi nahatoonis, mis teeb võimalike nahahaiguste kindlakstegemise raskemaks;
- järgnevates piirkondades: tüügestel, tätoveeringutel või püsimeigil.

Kohad/piirkonnad



Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades:

- silmade ümbruses ja kulmudel või nende läheduses. Lumeat saab kasutada ainult kehal ja naiste näol (pösesarnadest allapoole jääval alal);
- huultel, peanahal, lahklihal, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel habememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sees;
- piirkondades, kus kasutate pika kestusega deodorante. See võib põhjustada nahareaktsioone;
- ükskõik millise kunstliku eseme, nt silikoonimplantaatide, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosaatore) või augustuste kohal või läheduses;
- **mehed** ei tohi seadet kasutada näol ega kaelal, sh habemepiirkonnas ning kubemepiirkonnas. Nendes piirkondades olevad karvad on teistsuguste omadustega. Nahk võib põletada saada (kaasneb valu, pikaajaline nahapunetus ja pigmendimuutused).

Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovitame nõu pidada oma arstiga.

Olulised ohutusjuhised

Hoiatused




Seadme parimaks võimalikuks kasutamiseks ning vigastuste, nahareaktsioonide ja kõrvaltoimete vältimiseks/vähendamiseks lugege need juhised läbi ja järgige neid.

- Enne Lumea kasutamist puhastage nahk ja veenduge, et see oleks karvavaba, täiesti kuiv ning et nahal ei oleks losjooi ega geeli.
- Hoidke seade ja adapter kuivad.
- See seade pole pestav. Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava veega.
- Vesi ja elekter on koosmõjul ohtlikud. Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni, voolava duši või veega täidetud ujumisbasseini läheduses). Niiskuses võib seadet kahjustada ja muuta selle ohtlikuks.
- Kontrollige seadet alati enne selle kasutamist. Kahjustatud seadet või adapterit ei tohi kasutada. Asendada kahjustatud osa alati originaalvaruosaga.
- Elektrilöögi vältimiseks ei tohi puudutada ühtegi katkise või kahjustatud seadme või adapteri sisemist osa.
- Ärge kasutage seadet, kui valguskiirguse väljumise akna UV-filter ja/või otsak on katki, sest sellisel juhul ei ole seadme ohutu kasutamine tagatud.
- Ärge püüdke seadet avada ega parandada. Philips Lumea avamisel võite kokku puutuda ohtlike elektriliste komponentide ja pulseeriva valgusega, mis võivad põhjustada keha- ja/või silmavigastusi.
- Viige seade kontrollimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppeta isiku poolt parandatud seade võib panna seadme kasutaja äärmiselt ohtlikku olukorda.


- Seadme muutmise ei ole lubatud. Ärge muutke, asendage ega lõigake seadme ühtegi osa (nt adapterit või kaablit), sest see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid välgatusi. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere. Ehkki see ei ole ohutuse jaoks vajalik, võite mugavuse huvides kanda päikeseprille või kaitseprille, kui tunnete, et valgus on ebamugav või liiga ere.
- Ärge välgutage sama kohta ühe töötamise ajal mitu korda. Otsaku pind peab kattuma eelmise kohaga, et tagada kogu nahapiirkonna välgutamine, kuid sama piirkonna töötlemine mitu korda ei suurenda töötlemise tõhusust.
- Hügieenilistel põhjustel peaks seadet kasutama ainult üks isik.
- Ärge kasutage karvaeemalduskreeme piirkonnal, mida olete töödeldud või kavatsete töödelda, sest kemikaalid võivad põhjustada nahareaktsioone.
- Ärge kasutage töötlemiseks ettenähtud pindade märgistamiseks pliatsit ega pastakat. See võib nahale põletusi põhjustada.
- Seadet tohib ladustada temperatuuril –25 °C kuni 70 °C. Kasutage seadet temperatuuril 5 °C kuni 35 °C. Väljaspool seda temperatuurivahemikku ei tööta seade korralikult. See võib nahale põletusi põhjustada.
- Osadel inimestel võib karvade eemaldamine intensiivse pulseeriva valguse tehnoloogial põhinevate seademetega põhjustada suurenenud karvkasvu. Hetkel saadaval olevate andmete põhjal on selle reaktsiooni suurimad riskigrupid Vahemere, Lähis-Ida ja Lõuna-Aasia päritolu naised, kellel on töödeldud nägu ja kaela.
- Kui tunnete peale protseduuri nahaärritust või kui nahk punetab, oodake, kuni ärritusnähud kaovad, enne ükskõik mis toote pealekandmist. Kui tunnete pärast toote pealekandmist nahaärritust, siis peske see veega maha. Kui teil siiski esineb nahareaktsioone, lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.
- Kui raseerimine, epileerimine või vahatamine põhjustab nahaärritust, siis ei ole soovitatav seadet enne nahaärrituse kadumist kasutada.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Hoidke Lumea lastele kättesaamatus kohas.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks. Võimalike ohtude vältimiseks, nagu kokkupuude seadmest väljuva valgusega, elektrilöök, kaabliga kägistamine või otsaku tekitatud lämbumine, on nõutav järelevalve.
- Vältige kokkupuudet loodusliku ja kunstliku päikesevalgusega kuni 4 nädalat enne ja 48 tundi pärast Lumeaga töötlemist. Tundlikul või päevitunud nahal on suurem tõenäosus põletuste või pigmendimuutuste tekkeks. Kaitske oma nahka päikesevalguse eest riietega või kasutage töödeldavatel katmata aladel päikesekaitsetooteid, mille kaitsefaktor on vähemalt SPF50. Lugege juhiseid peatükist „Lumea kasutamine enne ja pärast päikesega kokkupuudet või päevitamist“, et teada, kuidas Lumeat ohutult kasutada.
- Ärge kasutage Lumeat 2 nädala jooksul pärast kunstlike päevitusvahendite (nt kreemid, spreid või tabletid) kasutamist. Kunstpäevitusega nahal on suurem tõenäosus põletuste või pigmendimuutuste tekkeks. Lugege juhiseid peatükist „Lumea kasutamine enne ja pärast päikesega kokkupuudet või päevitamist“, et teada, kuidas Lumeat ohutult kasutada.

- Kui märkate pärast viimast protseduuri nahatooni muutust, tehke nahaproov ja oodake 24 tundi enne uue protseduuri tegemist. Kui pärast seda perioodi tekivad nahareaktsioonid või need püsivad, kasutage nõrgemat seadistust, mis ei põhjusta nahareaktsioone, või lõpetage seadme kasutamine, kui see on juba kõige madalamal seadistusel (①).
- Kontrollige seadet alati enne selle kasutamist. Seadme korraliku töötamise (vaadake „D Pärast kasutamist puhastage seade ja pange hoiule“) tagamiseks veenduge, et SmartSkin-anduri aken on seadme kasutamise ajal puhas.
- Valguskiirguse väljumise aken ja otsaku sisemised osad võivad kasutamise ajal väga kuumaks minna ($>210^{\circ}\text{C}$). Laske valguskiirguse väljumise aknal ja otsaku sisemistel osadel maha jahtuda, enne kui neid puudutate.
- Sellel seadmel on äravõetav toiteplokk. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit. Ärge kasutage pikendusjuhet. Viitenumbri (AD2069x20020HF) leiata seadmelt. Selles numbris olev „x“ viitab teie riigi pistiku tüübile.
- Järgige soovitatud protseduurigraafikut. Sagedam kasutamine, eriti esmases faasis, võib suurendada nahareaktsioonide ohtu.


Kuidas IPL-tehnoloogia töötab?



Intensiivse pulseeriva valguse tehnoloogia abil saadetakse nahale õrnu valgusimpulsse, mis neelduvad karvajuurtesse. Mida heledam on nahk ja tumedamad on karvad, seda paremini need valgusimpulsse neelavad.



Valgusimpulsid stimuleerivad karvanääpsu puhkefaasi minema. Selle tulemusel langevad karvad ise välja ning nende kasv on takistatud.



Karva kasvutsükel koosneb mitmest faasist. IPL-tehnoloogia on tõhus ainult siis, kui karvad on kasvufaasis. Kõik karvad ei ole samaaegselt kasvufaasis. Seetõttu soovitate järgida algse töötlemise kava (4 protseduuri, üks protseduur iga 2 nädala tagant) ja seejärel-järeltöötlemise kava (protseduur-iga 4 nädala tagant), et kõiki karvu tulemuslikult töödelda nende kasvufaasis.

Nõuanne. Karvade eemaldamise pikaajaseks tulemuseks soovitate järeltöötluste protseduure läbi viia iga nelja nädala tagant.


Sobivad kehakarvade värvused

Lumeaga töötlemine ei ole tõhus, kui teie karvad on heleblondid, hallid, punased või valged, sest sellist värvi karvad ei neela piisavalt valgust.

Märkus. Kontrollige voldikult karvade värvuse tabelist, kas teie karvade värvuse korral on seadme kasutamine lubatud.

Soovitatav protseduurikava

Esmane faas



Karvade tõhusaks vähendamiseks järgige esmase töötlemise graafikut.

Esmase töötlemise graafik

Esimese 4 protseduuri korral kasutage Lumeat iga 2 nädala tagant, et kõik karvad saaksid töödeldud.

- Tehke protseduur 3 päeva enne või pärast plaanitud protseduuri tegemise päeva.
- Kui te ei ole protseduuri 3 päeva enne või pärast plaanitud protseduuri tegemise päeva teinud, siis alustage esmase töötlemise faasiga uuesti. Plaanige 4 töötlust, 1 töötlus iga 2 nädala tagant.

Märkus. Kui te ei alusta esmase töötlemise faasi uuesti, siis ei pruugi karvade vähenemine olla tõhus.

Märkus. Ühe IPL-protseduuri asendamine mõne muu karvaeemaldusmeetodiga (vahatamine, depileerimine jne), ei aita saavutada karvakasvu soovitud vähenemist.

Kui soovite eemaldada karvu Lumea protseduuride vahelisel ajal, võite kasutada oma tavalist karvaeemaldusmeetodit (sh karvaeemalduskreemid).

Järeltöötluse faas



Pärast esmast faasi (4 protseduuri) soovitame järeltöötlust iga 4 nädala tagant.

Järeltöötluse graafik

Korrake protseduuri iga 4 nädala tagant. Karvade tõhusaks vähendamiseks tehke 8 järeltöötlusprotseduuri. See on vajalik, et tulemused säiliksid ning et saaksite siledat nahka nautida mitu kuud.

- Soovitame teha protseduuri 4 päeva enne või pärast plaanitud protseduuri tegemise päeva.
- Tulemused võivad teie individuaalsest karvakasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda.
- Kui olete lõpetanud järeltöötluse faasi ja leiate, et töötlemist oleks vaja jätkata (karvad hakkavad tagasi kasvama), soovitame teil alustada uuesti esmase töötlemise faasist.

Märkus. Seadme sagedasem kasutamine ei suurenda töötlemise tõhusust.

Nõuanne. Märkige protseduurigraafik oma kalendrisse, et plaanitud protseduurid mees püsiks.

Mida oodata?

Esmase töötlemise faasi ajal


- Peale esimest protseduuri kulub karvade väljakukkumiseks 1–2 nädalat. Esimesele protseduurile järgnevatel nädalatel märkate, et mõned karvad siiski veel kasvavad. Tegemist on karvadega, mis polnud protseduuri tegemise ajal kasvufaasis.
- Pärast 2–3 protseduuri peaksite karvakasvus nägema märgatavaid muutusi. Et kõiki karvu tõhusalt töödelda, on oluline protseduure jätkata vastavalt soovitatavale protseduurikavale.
- Pärast 4 protseduuri peaksite Lumeaga töödeldud aladel nägema karvakasvu olulist vähenemist. Samuti peaks märgatav olema karvade tiheduse vähenemine.

Järeltöötamise faasis

- Tulemuse säilitamiseks jätkake sagedaste järeltöötluste tegemist (iga 4 nädala tagant).


Lumea kasutamine

A Eemaldage karvad ja puhastage nahk




- 1 Kui karvad on veel nähtavad, eemaldage need enne iga töötlemist. Võite kasutada kas raseerimist, epileerimist või vahatamist. Alustage protseduuri enne, kui uued karvad on nahal näha. Kui valite vahatamise, siis oodake enne Lumea kasutamist vähemalt 24 tundi.

Märkus. Kui raseerimine, epileerimine või vahatamine põhjustab nahaärritust, siis ei ole soovitatav seadet enne nahaärrituse kadumist kasutada.



- 2 Puhastage ja kuivatage nahk. Veenduge, et nahal ei oleks ihupiima ega geeli.


B Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist



1 Tehke nahaproov, et leida õige valgustugevus:


- Iga uue kehapiirkonna ja/või uue otsaku korral.
- Pärast päikesega kokkupuudet või päevitamist (vaadake „Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist”).

2 Valige nahal proovimiseks õige otsak (vaadake „Otsakud”).




3 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .

4 Valige nahaproovi tegemise piirkond.



5 Vajutage seade kindlalt vastu nahka ja hoidke paigal.




Sisseehitatud ohutussüsteem väldib tahtmatut välgutamist, kui puudub täielik kokkupuude nahaga.



6 Jälgige, et välgutivalmiduse märgutuli põleb valgelt, mis annab märku täielikust kokkupuutest nahaga.

- Kui välgutivalmiduse märgutuli põleb oranžilt, on teie nahatoon töötlemiseks liiga tume. Proovige Lumeat heledamal kehapiirkonnal.





24 hours



7 Proovige nahal kõiki tugevusi ja leidke enda jaoks sobiv tugevus.

Kui valgatus tundub ebamugav ja tunnete valu, vähendage tugevust.

Kui teil tekib madalaima seadistuse (①) kasutamisel endiselt ebamugavustunne, lõpetage seadme kasutamine.

- Kui välgutivalmiduse märgutuli põleb valgelt, vajutage ühe korra käepidemel olevat välgutinuppu, et töödelda ühte kohta tugevusega ①.

Seade teeb vaikset plõksuvat häält. Valgatus tekitab nahal sooja tunnet.

- Näete valgussähvatust.

Märkus. Valgustugevuse tasemete vahel valimiseks vajutage lülitisnuppu.

- Liikuge järgmisse kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ②.
- Liikuge järgmisse kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ③.
- Liikuge järgmisse kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ④.
- Liikuge järgmisse kohta. Töödelge ühte kohta tugevusega ⑤.

8 Oodake 24 tundi.

Märkus. Isegi kui leidsite nahaproovi ajal enda jaoks mugava tugevuse, võib juhtuda, et nahareaktsioonid ilmnevad 24 tunni jooksul pärast kasutamist.

9 Vaadake, kas teie nahal tekib mõni reaktsioon (nt punetus, ärritus, lööve).

Kui 24 tunni möödudes nahareaktsioone ei teki, alustage töötlemist kõige kõrgema mugavama tugevusega.


Kui kõige kõrgem mugavam tugevus tekitas nahareaktsiooni, valige madalam tugevus, mis nahareaktsiooni ei tekitanud.

Kui te madalamat tugevust ei katsetanud, korrake nahaproovi.


C Töötlemine

OLULINE. Enne protseduuri alustamist tehke läbi peatükid A („Eemaldage karvad ja puhastage nahk”) ja B („Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist”).


- 1 Ühendage toiteadapter seadmega ja pange pistik pistikupesasse.




- 2 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .




- 3 Valige tugevus, mille valisite pärast nahaproovi (ptk B, samm 9).



- 4 Vajutage seade kindlalt vastu nahka ja hoidke paigal. Välgutivalmiduse märgutuli peab põlema valgelt.






- 5** Välगतuse tegemiseks vajutage välгuti nuppu. Välгatus töötleb nahka selles kohas.

Seade teeb vaikset plöksuvat häält. Välгatus tekitab nahal sooja tunnet.

Peale igat välгutisähvatust kulub kuni 3,5 sekundit, et seade oleks taas välгutivalmis. Välгutuse saab teha siis, kui välгutivalmiduse märgutuli põleb valgelt.



- 6** Liikuge külgnevale kohale ja vajutage uuesti välгutinuppu. Naha vastas oleva otsaku pind on pisut suurem kui valguskiirguse väljumise aken.

Ärge välгutage sama kohta ühe töötuse ajal mitu korda. Otsaku pind peab kattuma eelmise kohaga, et tagada kogu nahapiirkonna välгutamine, kuid sama piirkonna töötlemine mitu korda ei suurenda töötlemise tõhusust.


- 7** Jätkake, kuni kogu piirkond on töödeldud. Kasutada saab kahte töötlusrežiimi (vaadake „Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välгuta“ ning „libista ja välгuta““).

- 8** Pärast töötlemist lülitage seade välja.


- 9** Kui karvad on veel nähtavad, eemaldage need enne igat järgmist töötlemist.

Märkus. Seade ei ole sobiv kasutamiseks keerulisel ega tundlikul piirkonnal (kand ja luulised piirkonnad).

D Pärast kasutamist puhastage seade ja pange hoiule




- 1** Eemaldage seadme pistik pistikupesast.
- 2** Laske seadmel jahtuda.




- 3** Niisutage komplekti kuuluv pehme lapp mõne tilga veega.

- 4 Võtke otsak seadme küljest ära.




- 5 Puhastage seadme valguskiirguse väljumise aken (A).



- 6 Puhastage otsaku kõik pinnad, sh metallist reflektor ja otsaku aken (osad B, C, D, E).

- 7 Laske kõikidel osadel täielikult ära kuivada.

- 8 Hoidke tolmuvas ja kuivas kohas.




Täpsem teave Lumea kohta

Otsakud


Optimaalse tulemuse saavutamiseks on oluline kasutada töödeldava kehapiirkonna jaoks ettenähtud otsakut. Lumea võimaldab kogu keha töötlemist erinevate otsakutega, millest igaüks on ette nähtud konkreetse kehapiirkonna jaoks. **SenseIQ** tehnoloogia kohandab töötlusprogrammi vastavalt ühendatud otsakule.

Märkus. Kui otsaku fiksaatoril on mustus, siis ei pruugi seade enam töötada ja see võib anda veateate. Sellisel juhul puhastage kontaktid.

Otsaku paigaldamiseks klõpsake see lihtsalt valguskiirguse väljundaknale.



Otsaku eemaldamiseks tõmmake see valguskiirguse väljundaknalt ära.



Kehaotsak

Kehaotsakul on suurim aken ja sissepoole kumer kuju, mis võimaldab tõhusalt katta ja töödelda kaelast allpool olevaid piirkondi, eelkõige suuri alasid, nagu jalad, käsivarred ja kõht.

Näootsak (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948)



Näootsakul on täpne lame kuju ja sisseehitatud punase klaasiga filter, mis tagab ohutu ja täpse töötlemise tundlikul nahal ülahuule kohal, lõual ja põskhabemel. Seade on mõeldud ainult põsesarnadest allpool olevate soovimatute karvade eemaldamiseks. Kui kasutate seadet teravate kontuuridega piirkondades (nt lõug või lõuajoon), võib täieliku kokkupuute saavutamine ja välgatuse tegemine olla raskendatud.


Nõuanne. Töötlemise lihtsustamiseks pange keel ülemise huule ja hammaste vahele või ajage põsed punni.

Kaenlaaluste otsak (BRI947, BRI948)



Kaenlaaluste otsakul on spetsiaalne väljapoole kumer kuju, et töödelda kaenlaaluseid karvu, mis võivad olla raskesti ligipääsetavad.

Bikiinipiirkonna otsak (BRI947, BRI948)



Bikiinipiirkonna otsakul on spetsiaalne kuju, et töödelda tõhusalt just bikiinipiirkonda. Sellel on väljapoole kumer kuju ja suurem valgustugevus kui kehaotsakul. Selles piirkonnas on karvad tihedamad ja tugevamad kui jalgadel.

Täppisotsak (BRI946)



Täppisotsakul on väljapoole kumer kuju, mis sobib kasutamiseks bikiinipiirkonnas ja kaenlaalustes. Sellel on keskmise suurusega klaasiga aken. See on loodud bikiinipiirkonna ning kaenlaaluste täpseks ning tõhusaks töötlemiseks.

SmartSkin-andur

Lumea seadmes on karvade kohandatud eemaldamiseks kasutusel **SenseIQ**-tehnoloogia. Sisseehitatud SmartSkin-andur mõõdab nahatooni iga seansi alguses ja ajal. Sellel on kaks funktsiooni:

- 1 SmartSkin-andur aitab vältida liiga tumedate nahapiirkondade töötlemist: kui see tuvastab nahatooni, mis on Lumeaga töötlemiseks liiga tume, hakkab valgutivalmiduse märgutuli oranžilt vilkuma. Välguti nuppu vajutades ei teki valgust. Seade keelab automaatselt kasutamise. See aitab vältida nahareaktsioonide tekkimist.
- 2 SmartSkin-andur aitab valida teie naha jaoks sobiva valgustugevuse taseme. Selleks saate kasutada nuppu SmartSkin .

Valgustugevuse valimine

Lumeal on 5 erinevat valgustugevust, mille seast saate valida enda jaoks mugava tugevuse.

- 1 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu . Seade alustab tööd valgustugevuse tasemel 1.



Märkus. Valgustugevuse taseme käsitsi reguleerimiseks ilma nuppu SmartSkin kasutamata, kasutage lülitusnuppu, kuni olete saavutanud vajaliku taseme. Vastava valgustugevuse taseme tuli süttib valgelt põlema.

- 2 Vajutage nuppu SmartSkin  ning asetage seade vastu nahka.
- 3 Kui seade on teie naha ära skaneerinud, hakkavad valgustugevuse näidikud valgelt vilkuma märkimaks, milline tase on teie nahatooni jaoks kõige mugavam.
- 4 Vajutage kinnituspuppu , kinnitamaks, et soovite kasutada näidatud taset. Lumea kasutab automaatselt suurimat tugevust, mida näitab vilkuv valgustugevuse näidik.

Lumea annab teile vabaduse valida valgustugevus, mis on teie jaoks kõige mugavam. Igal inimesel on erinev naha tundlikkus. Seetõttu on oluline valgustugevuse taseme valimisel (vaadake „B Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist“) lähtuda nahaproovist.


- 5 Lumea kasutamine ei tohiks kunagi olla ebamugavalt valus. Kui tunnete valu või ebamugavust, vähendage valgustugevuse taset. Seda saate teha lülitusnuppude abil.

Märkus. Seade lülitatakse automaatselt välja, kui teie nahatoon on liiga tume (tume on märgitud sobivate nahatoonide tabelis kasutusjuhendi alguses sümboliga , et vältida nahareaktsioonide tekkimist. Välgutivalmiduse märgutuli vilgub oranžilt, mis annab märku, et nahatoon on liiga tume.

- 6 Pärast muu kehapiirkonna juurde liikumist või pärast kokkupuudete päikesega või päevitamist (vaadake „Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist“) tehke nahaproov, et määrata teile sobiv valgustugevuse seadistus. Valgustugevuse taseme näitamise funktsiooni uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu SmartSkin .


Märkus. Tehke nahaproov enne muu kehapiirkonna töötlemist või pärast nahatooni muutumist. Määrake valgustugevuse tase iga kehapiirkonna jaoks eraldi.

Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta“ ning „libista ja välguta“



Teie Philips Lumeal on kaks töötlusrežiimi mugavamaks kasutamiseks erinevatel kehapiirkondadel.

- Režiim „aseta ja välguta“ on ideaalne väiksemate või kumerustega piirkondade töötlemiseks, nagu põlved või kaenlaalused. Ühe välgutuse tegemiseks vajutage korra välguti nuppu.



- Režiimi „libista ja välguta“ on mugav kasutada suuremate alade, näiteks jalgade töötlemiseks. Hoidke välguti nuppu all ja libistage seadet nahal, et teha ridamisi mitu välgutust.

Lumea kasutamine enne ja pärast kokkupuudet päikesega või päevitamist

Päevitamine loodusliku või kunstliku päikesevalguse käes



Naha kokkupuude loodusliku või kunstliku päikesevalgusega võib põhjustada päevitamist, mis mõjutab naha tundlikkust ja värvi. Seetõttu on tähtis silmas pidada järgmist.

- Ärge minge Lumea kasutamise ajal päikese kätte kaitsmata nahaga. Kogu IPL-töötluse ajal ja eriti esimese 48 tunni jooksul pärast töötlust kaitske oma nahka päikesevalguse eest riietega või kasutage katmata töödeldud aladel päikesekaitsetooteid, mille kaitsefaktor on vähemalt SPF50.
- Ärge alustage ega jätkake Lumea kasutamist 4 nädala jooksul pärast seda, kui olete kaitsmata nahaga päikesevalguse (looduslik päikesevalgus või solaarium) käes olnud.
- Ärge kasutage Lumeat päikesepõletuse saanud kehapiirkondadel.

Pruunistamine kreemide, spreid või tablettide abil

Kui olete kasutanud kunstlikke päevitustooteid (kreemid, spreid või tabletid), oodake enne seadme kasutamist vähemalt 2 nädalat. Enne Lumeaga (vaadake „B Tehke nahaproov 24 tundi enne töötlemist“) töötlemise alustamist või jätkamist tehke nahaproov.

Seadmega reisimine

Seadmega reisimisel kontrollige lennufirmast järele, kas seadet on lubatud lennukisse võtta ja/või lennukis kasutada.

Pärast kasutamist

Järelhooldus



Pärast kasutamist soovitame töödeldud piirkonnale kanda ihupiima, kreemi, deodoranti, niisutavat või kosmeetilist vahendit.

Hoiatus! Kui tunnete peale protseduuri nahaärritust või kui nahk punetab, oodake, kuni ärritusnähud kaovad, enne ükskõik mis toote pealekandmist. Kui tunnete pärast kehahooldustoote pealekandmist nahaärritust, siis peske toode veega maha. Kui teil siiski esineb nahareaktsioone, lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Levinud nahareaktsioonid

Nahale võib tekkida kerge punetus ja/või kihelus, kipitus või nahk võib kuumata. See reaktsioon kaob kiiresti.

Raseerimise või raseerimise ja valgustöötuse tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja võib tekkida sügelus. Võite piirkonda jääkoti või märja käterätiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrada töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi.

Harvad kõrvaltoimed

- Põletused, ülemäärane punetus (nt ümber karvanääpsu) ja paistetus: need reaktsioonid tekivad harva. Neid põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitame pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Naha värvimuutus: need reaktsioonid tekivad väga harva. Naha värvimuutus väljendub ümbritsevast piirkonnast tumedamate (hüperpigmentatsioon) või heledamate (hüpopigmentatsioon) laikudena. Seda põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui värvimuutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitame pidada nõu arstiga. Ärge töödelge värvi muutnud piirkondi enne värvimuutuse kadumist ja kuni nahk on omandanud tavapärase nahatooni.
- Nahainfektsioon on väga harv, aga risk selleks on olemas (mikro)haavandite, nahapõletuse, -ärrituse jm korral.
- Epidermise kuumenemine (selgelt piiratud pruun ala, mida esineb tumedamate nahatoonide korral ja millega ei kaasne nahakuivus): see reaktsioon tekib väga harva. Kui see reaktsioon ühe nädala jooksul ei kao, soovitame pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Villide teke (välimuselt nagu väikesed mullid naha pinnal): need reaktsioonid tekivad väga harva. Kui see reaktsioon ei kao ühe nädala jooksul, või kui tekib nahainfektsioon, soovitame pidada nõu arstiga. Oodake järgmise protseduuriga, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemat valgustugevust.
- Armistumine: sageli põletuse teisene tagajärg, mille paranemine võib võtta kauem kui kuu.

- Follikuliit (paistetus ümber karvanääpsude koos pustuli tekkega): see reaktsioon tekib väga harva ning on tingitud bakterite tungimisest kahjustatud nahka. Kui see reaktsioon tekib, soovitame pidada nõu arstiga, sest follikuliit võib vajada ravi antibiootiliste salvidega.
- Valu: seda võib esineda protseduuri ajal või pärast seda, kui kasutate seadet karvadega nahal, kui kasutate seadet teie nahatooni jaoks liiga tugeva valgustugevuse juures, kui rakendate välgutisähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutate seadet lahtistel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne.

Probleemid ja nende kõrvaldamine

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade/adapter läheb kasutamise ajal kuumaks.	On normaalne, et seade ja adapter lähevad kasutamise ajal soojaks (aga mitte nii kuumaks, et neid katsuda ei saaks).	Kasutage seadet mõnevõrra jahedamas keskkonnas ning/või laske sellel enne kasutamise jätkamist jahtuda.
	Puhur ei tööta.	Veenduge, et otsak oleks korralikult ühendatud. Vajaduse korral puhastage otsakul asuvad kontaktid. Juhul kui otsak on korralikult ühendatud ning seadmega on võimalik välgutada, võtke ühendust oma asukohariigi klienditoega, oma Philipsi toote edasimüüjaga või Philipsi teeninduskeskusega.
	Puhuri jahutav õhuvool on käte või rätiku poolt blokeeritud.	Veenduge, et puhuri jahutav õhuvool ei oleks blokeeritud.
Pannes seadme nahale, ei toimu välgatust. Välgutivalmiduse märgutuli hakkab oranžilt vilkuma.	Teie nahatoon töödeldavas piirkonnas on liiga tume.	Töödelge Lumeaga teisi, heledama nahatooniga kehapiirkondi.
Välgutivalmiduse märgutuli vilgub oranžilt ja ka kõik 5 valgustugevuse märgutuld vilguvad.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks võtke pistik pistikupesast välja ja oodake 30 minutit, kuni seade on maha jahtunud. Seade peaks nüüd uuesti normaalselt töötama. Kui see ikka ei tööta, võtke ühendust kohaliku klienditoe või Philipsi poolt autoriseeritud teeninduskeskusega.
Välgutivalmiduse märgutuli ei sütti valgelt põlema.	Seade ei ole teie nahaga täielikult kontaktis.	Asetage seade 90 kraadise nurga all nahale selliselt, et otsak ja sisseehitatud ohutussüsteem oleksid nahaga kontaktis.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Valguskiirguse väljumise aken või SmartSkin-andur on määrdunud.	Puhastage ettevaatlikult valguskiirguse väljumise aken ja SmartSkin-andur.
	Te pole töödeldavalt alalt karvu korralikult eemaldanud. Need karvad võivad kõrbeda ja tekitada vastavat lõhna.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.
Seade ei tee välgatusi, puhur ei ole sisse lülitatud ja kõik 5 valgustugevuse märgutuld vilguvad.	Otsak ei ole korralikult kinnitatud.	Kontrollige, et otsak oleks täielikult kinnitatud. Vajaduse korral puhastage otsaku elektrilised kontaktid.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui tavaliselt. Tunnen seadme kasutamisel ebamugavust.	Valgustugevus, mida kasutate, on seadistatud liiga kõrgeks.	Kontrollige, et olete valinud teile sobiva valgustugevuse seadistuse. Vajadusel valige madalam valgustugevuse seadistus.
	Te pole töödeldavatelt aladelt karvu eemaldanud.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.
	Valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.	Kui UV-filter on katki, ärge enam seadet kasutage. Võtke ühendust oma asukohariigi klienditoega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi teeninduskeskusega.
	Töötlesite ala, mille jaoks seade pole ette nähtud.	Ärge kasutage seadet ärritunud (punetav või katkine), päikesepõletusega, päevitunud või kunstpäevitusega nahal. Seadet ei tohi kasutada kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioon, ekseem, põletus, karvanääpsupõletik, lahtine haav, marrastus, herpes (kül mavillid), haav, nahavigastus või hematoom (sinikas). Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades: sünnimärkidel, tedretähnidel, veenilaienditel, tumedaks pigmenteerunud aladel, suuritel veresoontel, armidel, nahaanomaalialtel ilma arstiga nõu pidamata; Ärge kasutage seadet tüügastel, tätoveeringutel või püsimeigil, silmade ümbruses ja kulmudel või nende läheduses, huultel, lahklihal, peanahal, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel habememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sees. Mehed ei tohi seadet kasutada näol ega kaelal, sh habemepiirkonnas ning kubemepiirkonnas. See võib tekitada põletusi ja muutusi nahavärvis, mis teeb võimalike nahahaiguste kindlakstegemise raskemaks;
Minu otsakul ei ole klaasakent.	See on normaalne.	Teha pole vaja midagi: kehaotsakul ja kaenlaaluste otsakul ei ole klaasakent. Punane klaasfilter on ainult näotsakul. Täppisotsakul ja bikiniipiirkonna otsakul on läbipaistev klaasaken.
Töötlemisjärgne nahareaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevuse seadistust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Järgmisel korral valige väiksem valgustugevus (vaadake „Valgustugevuse valimine”).

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Välgatus on mu silmade jaoks väga ere. Kas peaksin kandma kaitseprille?	Ei, Philips Lumea ei ole silmadele kahjulik.	Seadmest tulev hajutatud valgus on silmadele ohutu. Ärge vaadake seadme kasutamise ajal tekkivaid välgatusi. Kaitseprillide kandmine pole seadme kasutamise ajal vajalik. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis, et valgus poleks silmadele nii ere. Hajutatud valguse vältimiseks looge hea kontakt nahaga.
Töötlemine ei anna rahuldavaid tulemusi.	Kasutasite valgustugevuse taset, mis on teie jaoks liiga madal.	Valige järgmisel korral suurem valgustugevus.
	Te ei käinud läbi kõiki töödeldavaid alasid.	Otsaku pind peab kattuma eelmise kohaga, et tagada kogu nahapiirkonna välgutamine, kuid sama piirkonna töötlemine mitu korda ei suurenda töötlemise tõhusust.
	Seade ei ole teie kehakarvade värvi juures tõhus.	Kui teie karvade värv on heleblond, hall, punane või valge, siis on protseduur ebatõhus.
	Te ei kasuta seadet nii sagedasti kui soovitatud.	Karvade edukaks eemaldamiseks palume teil järgida soovituslike töötlemiskordade protseduuriplaani. Võite vähendada töötlemiskordade vahelist aega, kuid ärge kasutage seadet sagedamini kui kord kahe nädala jooksul.
	Te reageerite IPL-töötlusele aeglasemalt.	Jätkake seadme kasutamist vähemalt 6 kuud, sest karvakasv võib sellel ajal jätkuvalt väheneda.

Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.

Taaskasutus



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Tehnilised andmed

Transpordi- ja hoiustamistingimused	Lumea töötab TAVAPÄRASELT vastavalt oma tehnilistele andmetele, kui seda transportitakse või hoiundatakse järgmistes keskkonnatingimustes: –25 °C kuni 70 °C, suhteline õhuniiskus kuni 90% (mittekondenseeruv), 700 hPa kuni 1060 hPa
Kasutustingimused	Lumea vastab tehnilistele andmetele, kui seda kasutatakse TAVAPÄRASELT järgmistes keskkonnatingimustes: 5 °C kuni 35 °C, suhteline õhuniiskus kuni 90% (mittekondenseeruv), 700 hPa kuni 1060 hPa
Eralduvad lainepikkused	565–1400 nm
Impulsi kestus	1–2,5 millisekundit kõigi seadeväärtuste korral
Välgatuse intervall	2–2,5 sekundit
Optiline ekspositsioon	Kehaotsak: 2,5–5,6 J/cm ² Kaenlaaluste otsak: 2,5–6,5 J/cm ² Bikiinipiirkonna otsak: 2,5–6,5 J/cm ² Täppisotsak: 2,5–6,5 J/cm ² Näootsak: 2,4–5,9 J/cm ²
Adapteri sisendpinge	100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Adapteri väljundpinge	19,5 V = 3,33 A, 65,0 W
Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur	≥88,0%
Energiatõhusustegur väikesel koormusel (10%)	≥79,0%
Energiatarve koormuseta seisundis	<0,21 W
Adapteri tüübinumber	Viitenumbri (AD2069x20020HF) leiate seadmelt. Täht „x” tähistab pistiku tüüpi ja see võib olla: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 või H.

Elektromagnetiline ühilduvus – nõuetele vastavuse teave

Seade vastab kõikidele standardite ja eeskirjade nõuetele, mis käsitlevad kokkupuudet elektromagnetilise väljaga.

Sümbolite tähendus

Hoiatusmärgid ja -sümbolid on olulised selle toote ohutu ja õige kasutamise tagamiseks ning teie ja teiste kaitsmiseks vigastuste eest. Allpool on esitatud sildil ja kasutusjuhendis olevate hoiatusmärkide ja -sümbolite tähendused.



See sümbol tähistab tootjat: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Madalmaad.



See sümbol tähendab, et enne seadme kasutamist tuleb kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.



See sümbol tähendab, et kasutaja peab kasutusjuhendis olevad olulised ohutusjuhised (nt hoiatused) läbi lugema, sest eri põhjustel ei saa neid seadme peal esitada.



See sümbol tähendab, et kasutaja peab kasutusjuhendis olevad olulised juhised (nt vastunäidustused ja hoiatused) läbi lugema, sest eri põhjustel ei saa neid seadme peal esitada.



See sümbol näitab seadme seerianumbrit.



See sümbol näitab seadme katalooginumbrit.



See sümbol näitab, et seade vastab II klassi seadmetele kehtestatud ohutuspõuetele.



See sümbol näitab, et seadet on lubatud kasutada ainult alalisvooluga.



See sümbol näitab, et seadet on lubatud kasutada ainult vahelduvvooluga.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi kasutada silmade ümbruses ja kulmuldel või nende ümbruses.



See sümbol näitab, et: seadet ei tohi kasutada vannis, duši all ega mujal vees.



See sümbol tähendab, et trafo on lühisekindel.



See sümbol tähendab, et trafo on impulsskoiteallikas.



See sümbol tähendab, et seade on konstrueeritud sisetingsimustes kasutamiseks.



See sümbol näitab maksimaalset ümbritseva õhu temperatuuri, mille juures võib trafo tavakasutuse korral pidevalt töötada.



See sümbol näitab, et seade on ette nähtud kasutamiseks maksimaalsel kõrgusel merepinnast kuni 3000 m.



See ringlussevõtu sümbol näitab toote materjali, et lihtsustada ringlussevõttu või muud taastootlust. Sümbol võib sisaldada numbrit ja/või lühendit.



See sümbol tähistab lüliti või lüliti asendit, mille abil osa seadmest on sisse lülitatud, et viia see ooterežiimile, tuvastada millisele juhtseadisele tuleb lülitada või anda märku madalast energiatarbimisest.

IP22

See sümbol näitab kaitset $\geq 12,5$ mm tahkete võõrosakeste sissetungimise eest ja kaitset vertikaalselt tilkuva vee sissetungimise tekitatud kahjulike mõjude eest, kui toode on kallutatud 15-kraadise nurga alla.

IP30

See sümbol näitab kaitset tahkete $\geq 2,5$ mm võõrosakeste sissetungimise eest ja seda, et puudub kaitse vee sissetungimisest tingitud kahjulike mõjude eest.



See sümbol näitab seadme energiatõhususe taset.



See sümbol näitab, et adapterit ei tohi kasutada, kui pistiku harud on kahjustunud.



See sümbol näitab, et seadme saab ringlusse võtta – mitte seda, et seade on ringlusse võetud või et see võetakse vastu kõigis jäätmekäitluskohtades.



See sümbol näitab, et tegu on elektroonikaromuga. Elektroonikaromusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Võimaluse korral viige ringlusse võtmiseks jäätmekäitluskohta. Ringlussevõtu kohta küsige nõu kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt (vt jaotist „Ringlussevõtt“).



Rohelise punkti märk (sks „Der Grüne Punkt“). Roheline punkt on tarbekaupade pakendimaterjalide ringlussevõtmiseks mõeldud tööstuste rahastatavate süsteemide Euroopa võrgustiku litsentsisümbol.



Sümbol näitab, et toode vastab asjakohastele EL-i direktiividele, mis käsitlevad tervist ja ohutust ning keskkonnakaitset.



FSC (Forest Stewardship Council) logo tähendab, et toode on pärit vastutustundlikest allikatest, kus metsade majandamine on keskkonnasõbralik, ühiskondlikult kasulik ja majanduslikult elujõuline.

Turinys

Sveikiname	31
Priemonės apžvalga	32
Kontraindikacijos	32
Svarbios saugos instrukcijos	34
Kaip IPL veikia	36
Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis	37
Ko tikėtis	38
Kaip naudoti „Lumea“	39
Sužinokite daugiau apie „Lumea“	44
Priedai	44
„SmartSkin“ jutiklis	46
Šviesos stiprumo lygio pasirinkimas	46
Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus	47
Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo	47
Kelionė su prietaisu	48
Po naudojimo	48
Trikčių diagnostika ir šalinimas	49
Garantija ir pagalba	52
Perdirbimas	52
Techninės specifikacijos	53
Elektromagnetinis suderinamumas. Atitikties informacija	53
Simbolių paaiškinimas	54

Sveikiname

Sveiki atvykę į „Philips Lumea“ pasaulį! Vos už kelių savaitių jūsų oda bus šilko švelnumo.

„Lumea“ naudojama intensyvios impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, žinoma kaip vienas veiksmingiausių būdų, neleidžiantis plaukams augti. Glaudžiai bendradarbiaudami su šioje srityje besispecializuojančiais mokslininkais ir dermatologais, pritaikėme šią šviesą grindžiamą technologiją, pirmiau naudotą profesionaliuose grožio salonuose, lengvai ir veiksmingai naudoti patogioje jūsų namų aplinkoje. „Lumea“ yra švelni ir siūlo patogų bei veiksmingą procedūrą jums patogiu šviesos intensyvumu. Nepageidaujami plaukai pagaliau liko praeityje.

„Lumea“ galima naudoti kūnui ir moterų veidui (žemiau skruostikaulio).

Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu **www.philips.com/support**. Išsamesnę informaciją žr. **www.philips.com/Lumea** – ten rasite mūsų ekspertų patarimų, mokomųjų vaizdo įrašų ir DUK, kad geriausiai pasinaudotumėte savo „Lumea“.

Pastaba. Visada laikykite šias instrukcijas kartu su produktu.

Priemonės apžvalga

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Šviesos išspinduliavimo langelis (su integruotu UV filtru) | 7 Anga elektroniniams kontaktams |
| 2 Priedai | 8 Blyksnio mygtukas |
| a Kūno priedas | 9 Įjungimo ir išjungimo mygtukas |
| b Veidui skirtas priedas (☞) (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948) | 10 Patvirtinimo mygtukas |
| c Bikinio priedas (☞) (BRI947, BRI948) | 11 Perjungimo mygtukai |
| d Pažastų priedas (☞) (BRI947, BRI948) | 12 Intensyvumą žyminčios lempučių |
| e Tikslus priedas (☞) (BRI946) | 13 „SmartSkin“ mygtukas |
| 3 „SmartSkin“ jutiklis | 14 Lempučių „PASIRUOŠĘS blyksniui“ |
| 4 Integruota saugos sistema | 15 Oro angos |
| 5 Reflektorius priedo viduje | 16 Prietaiso lizdas |
| 6 Elektroniniai kontaktai | 17 Adapteris |
| | 18 Mažas kištukas |
| | 19 Krepselis (neparodyta) |
| | 20 Valymo šluostė (neparodyta) |

Kontraindikacijos



Sąlygos

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jeigu jums nėra 18 metų arba yra virš 65 metų.
- Jei jūsų odos tonas pažymėtas ☒ lentelėje „Tinkami odos tonai“ naudotojo vadovo pradžioje.
- Jei esate nėščia ar žindote, nes prietaisas neišbandytas nėščių ar žindančių moterų.
- Jei turite aktyvių implantų, tokių kaip širdies stimulatorius, neurostimulatorius, insulino pompa ir t. t.

Vaistai / istorija

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš toliau išvardytų vaistų:

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma arba per praėjusias 7 dienas buvo gydoma alfa hidroksirūgštimis (AHA), beta hidroksirūgštimis (BHA), tretinoinu vietiniam naudojimui ir azelaino rūgštimi.
- Jei per praėjusius šešis mėnesius vartojote izotretinoiną akutaną ar roakutaną bet kokia forma. Dėl šių procedūrų oda gali lengviau plyšti, atsirasti žaidų ir sudirginimų.
- Jeigu vartojate šviesai jautrias medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokių būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spindulių, kai vartojate šiuos vaistus.

- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei per praėjusius 3 mėnesius jus gydė spinduline terapija arba chemoterapija.
- Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiui.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.

Patologijos / sutrikimai

Niekada nenaudokite priemonės:

- Jei sergate diabetu ar kitomis sisteminėmis ar metabolizmo ligomis.
- Jei sergate išemine širdies liga.
- Jei sergate liga, susijusia su jautrumu šviesai, tokia kaip polimorfinė fotodermatozė (angl. „polymorphic light eruption“ – PMLE), fotodermatozė, porfirija ir t. t.
- Jei buvo pasireiškęs kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei sergate epilepsiją, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bėrimai arba alerginė reakcija.
- Jeigu jums nustatyta tokia odos liga kaip aktyvus odos vėžys, jei sirgote odos vėžiu arba jums pasireiškė kitos lokalinio vėžio rūšys srityse, kurias ketinate apdoroti.
- Jei srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venų ektazija.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (įskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).
- Jeigu jums yra odos pigmentacijos sutrikimas, toks kaip baltmė (vitiligas).

Odos būklė

Niekada nenaudokite prietaiso:

- Jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcijų, egzemų, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas („herpes simplex“) (pūslelinė), žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų (sumušimų).
- Ant sudirgintos (paraudusios arba pažeistos), saulėje nudegusios odos, įdegusios odos arba jeigu naudojote dirbtinės-įdegio priemones.
- Šiose srityse: ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų, nepasitarę su gydytoju. Dėl to galimi nudegimai ir odos tono pasikeitimas ir gali tapti sunkiau identifikuoti odos ligas.
- Šiose srityse: karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo.

Vieta / sritys



Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse:

- Aplink akis ir ant antakių ar šalia jų. „Lumea“ galima naudoti tik kūnui ir moterų veidui (žemiau skruostikaulio).
- Ant lūpų, galvos odos, tarpvietės, spenelių, areolių, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervės ir ausyse.
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiančius dezodorantus. Dėl to galimos odos reakcijos.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompų) arba auskarų.
- **Vyrams** draudžiama prietaisą naudoti veidui ir kaklui, įskaitant visas barzdos augimo sritis, ir visoje genitalijų srityje. Šiose srityse plaukų charakteristikos kitokios. Galimas odos nudegimas (gali atsirasti skausmas, ilgalaikis odos paraudimas ir pigmento pasikeitimai).

Pastaba. Šis sąrašas nėra baigtinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, patariame jums pasikonsultuoti su savo gydytoju.

Svarbios saugos instrukcijos

Įspėjimai




Norėdami optimizuoti priemonės naudojimą ir užkirsti kelią ar iki minimumo sumažinti susižalojimo, odos reakcijų bei šalutinio poveikio riziką, perskaitykite šiuos nurodymus ir jų laikykitės.

- Prieš naudodami „Lumea“ turite nusivalyti odą, užtikrinti, kad ji būtų be-plaukų, visiškai sausa ir kad ant jos nebūtų losjono ar gelio.
- Saugokite prietaisą ir adapterį nuo drėgmės.
- Šio prietaiso plauti negalima. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalauskite jo po tekančiu vandeniu.
- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli pripildytos vonios, veikiančio dušo ar pilno baseino). Drėgmė gali pažeisti prietaisą ir sukelti galimą pavojų saugai.
- Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite. Nenaudokite prietaiso arba adapterio, jeigu jie apgadinti. Visada pakeiskite apgadintą dalį originalia dalimi.
- Jeigu prietaisas arba adapteris sulūžo ar sugedo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras pažeistas ir (arba) sulūžęs priedas, prietaiso nebenaudokite, kadangi tada joku būdu negalima užtikrinti saugaus naudojimo.
- Joku būdu nemėginkite atidaryti arba taisyti šio prietaiso. Atidarius „Philips Lumea“ jus gali paveikti pavojingos elektrinės dalys ir impulsinės šviesos energija, dėl kurių galite patirti kūno ir (arba) akių sužalojimus.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgijotąjį priežiūros centrą. Remontą atlikus nekvalifikuotam asmeniui, galima ypač pavojinga naudotojui situacija.


- Neleidžiamas joks šios įrangos modifikavimas. Nemodifikuokite, nekeiskite ir nenupjaukite jokios prietaiso dalies (pvz., adapterio ar laido), nes tai kelia pavojų.
- Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blykstę. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų. Nors tai nėra būtina saugumui, patogumui galite dėvėti akinius nuo saulės ar akinius, jei šviesa jums nemaloni ar per ryški.
- Procedūros metu nešvitinkite tos pačios vietos kelis kartus. Priedo paviršius turi iš dalis dengti ankstesnę sritį, kad būtų veikiami visa oda, bet kelis kartus švitinant tą pačią sritį, efektyvumas dėl to nepadidės.
- Higienos sumetimais prietaisu naudotis turėtų tik vienas asmuo.
- Prietaisu gydomoje srityje (arba ten, kur ruošama gydyti) nenaudokite plaukų šalinimo kremų, nes cheminės medžiagos gali lemti odos reakcijas.
- Nenaudokite pieštuko ar rašiklio paženklininti sritims, kurias apdorosite. Tai gali lemti odos nudegimus.
- Prietaisą galima laikyti nuo -25 °C iki 70 °C temperatūroje. Naudokite prietaisą nuo 5 °C iki 35 °C temperatūroje. Už šios temperatūros ribų prietaisas neveiks tinkamai. Tai gali lemti odos nudegimus.
- Plaukus šalinant intensyvios impulsinės šviesos šaltiniais kai kuriems asmenims gali suintensyvėti plaukų augimas. Remiantis dabar prieinamais duomenimis, didžiausia šios reakcijos rizikos grupė yra moterys, kilusios iš Viduržemio jūros regiono, Artimųjų Rytų ir Pietų Azijos, kai atliekamos veido ir kaklo procedūros.
- Jei po procedūros patiriate odos sudirginimą ar oda parausta, prieš naudodami bet kokį produktą savo odai palaukite, kol tai išnyks. Jei patiriate odos sudirginimą panaudoję produktą savo odai, nuplaukite jį vandeniu. Jei jums vis tiek pasireiškia odos reakcijos, nustokite naudoti prietaisą ir pasitarkite su gydytoju.
- Jei dėl skutimo, epiliavimo arba vaškavimo sudirginama oda, patariame nenaudoti priemonės, kol odos sudirgimas išnyks.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Laikykite „Lumea“ vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Norint išvengti galimo pavojaus, pvz., šviesos galios, elektros srovės, užsismaugimo laidais arba užspringimo priedais, būtina priežiūra.
- Visada venkite natūralios ir dirbtinės saulės šviesos poveikio iki 4 savaičių prieš apdorojimą „Lumea“ ir 48 valandas po jo. Labiau tikėtini jautrios arba tonuotos odos nudegimai arba pigmentacijos pasikeitimai. Apsaugokite savo odą nuo saulės šviesos drabužiais arba panaudokite saulės šviesą blokuojančius ne mažiau kaip SPF50 gaminius neuždengtose apdorotose srityse. Perskaitykite instrukcijas skyriuje „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi saulėje ir po jo“, kad sužinotumėte, kaip naudoti „Lumea“ saugiai.

- Nenaudokite „Lumea“ 2 savaites po dirbtinio įdegio produktų panaudojimo (kremų, purškalų arba piliulių). Labiau tikėtini dirbtinai tonuotos odos nudegimai arba pigmentacijos pasikeitimai. Perskaitykite instrukcijas skyriuje „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi saulėje ir po jo“, kad sužinotumėte, kaip naudoti „Lumea“ saugiai.
- Jei pastebite, kad nuo vėliausio apdorojimo pasikeitė odos atspalvis, prieš kitą kartą apdorojant patariame atlikti odos bandymą ir palaukti 24 valandas. Jei po šio laikotarpio atsiranda arba išlieka odos reakcijos, naudokite mažesnę prietaiso nustatymą, kuriam esant neatsiranda odos reakcijos arba nustokite naudoti, jei jau nustatytas žemiausias prietaiso nustatymas (①).
- Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite. Naudodami prietaisą įsitikinkite, kad „SmartSkin“ jutiklio langelis būtų švarus, kad išvengtumėte netinkamo veikimo (žr. „D Valymas ir laikymas po procedūros“).
- Šviesos išspinduliavimo langelis ir priedo vidinės dalys naudojant gali labai įkaisti (>210 °C). Prieš liesdami šviesos išspinduliavimo langelį bei vidines priedo dalis visada leiskite joms atvėsti.
- Šis prietaisas turi atjungiamą maitinimo bloką. Naudokite tik adapterį, pateikiamą su šiuo prietaisu. Nenaudokite ilgutuvo. Gaminio numeris (AD2069x20020HF) nurodytas ant prietaiso. Šiame numeryje „x“ nurodo kištuko tipą jūsų šaliai.
- Laikykitės rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio. Atliekant dažniau, ypač pradiniam etape, gali padidėti odos reakcijos rizika.


Kaip IPL veikia



Naudojant intensyviuos impulsinės šviesos („Intense Pulsed Light“, IPL) technologiją oda apšviečiama švelniais šviesos impulsais ir juos absorbuoja plaukų šaknys. Kuo šviesesnė oda ir kuo tamsesni plaukai, tuo geriau absorbuojami šviesos impulsai.



Šviesos impulsai stimuliuoja plauko folikulo perėjimą į ramybės etapą. Pasekmė ta, kad plaukas natūraliai iškrinta ir užkertamas kelias jam augti.



Plaukų augimą sudaro du skirtingi etapai. IPL technologija veiksminga tik per plaukų augimo etapą. Ne visų plaukų augimo etapas vyksta tuo pačiu metu. Todėl rekomenduojame naudoti pradinio apdorojimo etapą (4 procedūros kas 2 savaites) ir tolesnio-apdorojimo etapą (tobulinimas kas 4 savaites), siekiant užtikrinti, kad visi plaukai būtų veiksmingai apdorojami per jų augimo etapą. Patarimas. Kad užtikrintumėte ilgalaikį plaukų pašalinimą, rekomenduojame atlikti tobulinimą kas 4 savaites.

Tinkamos kūno plaukų spalvos

Apdorojimas naudojant „Lumea“ neveiksmingas, jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, žili, rusvi ar balti, nes tokių spalvų plaukai neabsorbuoja pakankamai šviesos.

Pastaba. Norėdami patikrinti, ar jūsų kūno plaukų spalvai leidžiama naudoti prietaisą, žr. plaukų spalvos lentelę atlenkiamajame puslapyje.

Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis

Pradinis etapas



Norėdami efektyviai pašalinti plaukus, vadovaukitės pradinio procedūrų tvarkaraščiu.

Pradinis procedūrų tvarkaraštis

Atlikdami pirmąsias 4 procedūras naudokite „Lumea“ kartą per 2 savaites, kad būtų užtikrintas poveikis visiems plaukams.

- Atlikite procedūrą per 3 dienas prieš planuojamos procedūros datą arba po jos.
- Jeigu neatlikote procedūros per 3 dienas prieš arba po planuojamos procedūros datos, pradėkite iš naujo nuo pradinio etapo. Planuokite 4 procedūras, po 1 procedūrą kas 2 savaites.

Pastaba. Jei nepradėsite iš naujo nuo pradinio etapo, galite nepastebėti efektyvaus plaukų šalinimo poveikio.

Pastaba. Pakeitus vieną iš IPL procedūrų kitu plaukų šalinimo būdu (šalinimu vašku, epilaviu ir t. t.) nebus pasiektas pageidaujamas plaukuotumo sumažėjimas.

Jei norite šalinti plaukus tarp „Lumea“ procedūrų, galite naudoti įprastą plaukų šalinimo būdą (išskyrus plaukų šalinimo kremus).

Tobulinimo etapas



Po pradinio etapo (4 procedūrų), rekomenduojame atlikti tobulinimą kas 4 savaites.

Tobulinimo procedūrų tvarkaraštis

Procedūrą atlikite kas 4 savaites. Norėdami pasiekti efektyvų plaukų šalinimą, tai pakartokite 8 kartus. To reikia, kad būtų palaikomi rezultatai ir kad galėtumėte mėnesiais džiaugtis švelnia oda.

- Procedūrą rekomenduojame atlikti per 4 dienas prieš planuojamos procedūros datą arba po jos.
- Rezultatai gali būti skirtingi – jie priklauso nuo jūsų plaukų augimo spartos, be to, skiriasi skirtingose kūno srityse.
- Jei pabaigėte tobulinimo etapą ir matote poreikį tęsti procedūrą (plaukai pradeda ataugti), rekomenduojame pradėti iš naujo nuo pradinio etapo.

Pastaba. Naudojant priemonę dažniau veiksmingumas nedidėja.

Patarimas. Pasižymėkite procedūrų tvarkaraštį savo kalendoriuje, kad nepamirštumėte planuotų procedūrų.

Ko tikėtis

Pradinio etapo metu


- Panaudojus pirmą kartą gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių, kol plaukai iškris. Per pirmąsias savaites po pradinių apdorojimų dar pastebėsite augant šiek tiek plaukų. Greičiausiai tai plaukai, kurie apdorojant pirmuosius kartus nebuvo pasiekę augimo etapo.
- Po 2–3 procedūrų turėtumėte matyti pastebimą plaukų augimo sumažėjimą. Tačiau, norint veiksmingai apdoroti visus plaukus, būtina tęsti procedūras, laikantis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio.
- Po 4 procedūrų turėtumėte pastebėti smarkų plaukų augimo sumažėjimą srityse, kurias apdorojote naudodami „Lumea“. Taip pat turi būti pastebimas plaukų tankumo sumažėjimas.

Per tobulinimo etapą

- Atlikite tobulinimo procedūras dažnai (kas 4 savaites), kad rezultatas išliktų.

Kaip naudoti „Lumea“


A Pašalinkite plaukus ir nusivalykite odą




- 1 Pašalinkite plaukus prieš kiekvieną procedūrą, jei jie matyti. Galite skusti, depiliuoti arba panaudoti vašką. Pradėkite apdoroti, kol ant jūsų odos nebus matomi nauji plaukai. Jei pasirinkote panaudoti vašką, palaukite 24 valandas prieš naudodami „Lumea“.

Pastaba. Jei dėl skutimo, epiliavimo arba vaškavimo sudirginama oda, patariame nenaudoti priemonės, kol odos sudirgimas išnyks.

- 2 Nusivalykite ir nusauskite odą. Įsitikinkite, kad jame nėra losjonų ar gelio.





B Išbandykite ant odos prieš 24 valandas iki procedūros




- 1 Išbandykite savo kodą, kad rastumėte tinkamą šviesumo nustatymą:
 - Kiekvienai naujai kūno sričiai ir (arba) naujam priedui.
 - Po saulės poveikio arba deginimosi (žr. „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo“).

- 2 Pasirinkite tinkamą priedą bandymui ant odos (žr. „Priedai“).





- 3 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ①.
- 4 Pasirinkite bandomą odos sritį.




- 5 Tvirtai priglauskite prietaisą prie odos ir jį prilaikykite.

Integruota saugos sistema užkerta kelią atsitiktiniam blyksniui nesant viso sąlyčio su oda.



- 6 Patvirtinkite, kad lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ šviečia baltai, kad būtų visas priglaustas prie jūsų odos.

- Jei lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ šviečia oranžine spalva, tada jūsų odos atspalvis per tamsus, kad ją būtų galima apdoroti. Išbandykite „Lumea“ ant šviesesnės kūno srities.




- 7 Sau ant odos išbandykite kiekvieną nustatymą ir taip išsiaiškinkite, kuris jums patogiausias.

Jei gu blyksnis sukelia nemalonių pojūčių ar skausmą, nustatymą sumažinkite. Jei vis tiek patiriate nemalonių pojūčių naudodami žemiausią nustatymą ①), nustokite naudoti prietaisą.

- Kai lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ šviečia baltai, vieną kartą paspauskite ant rankenos esantį blyksnio mygtuką, kad vienas taškas būtų apdorojamas naudojant nustatymą ①.


Prietaisas skleidžia tylų pliaukštelėjimo garsą. Blyksnis suteikia šilumos poveikį.

- Pamatysite šviesos blyksnį.



Pastaba. Galite keisti šviesos intensyvumo nustatymus spausdami perjungimo mygtuką.

- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ②



- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ③
- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ④
- Pereikite į kitą sritį. Apdorokite vieną vietą naudodami nustatymą ⑤



24 hours

8 Palaukite 24 valandas.

Pastaba. Nors bandymo ant odos metu ir išsiaiškinsite, kuris nustatymas patogiausias, odos reakcijos gali pasireikšti per 24 valandas po naudojimo.




9 Patikrinkite, ar nėra odos reakcijų (pvz., paraudimo, sudirgimo, bėrimo).

Jeigu po 24 valandų nematyti jokių odos reakcijų, pradėkite procedūrą, taikydami aukščiausią patogų nustatymą.

Jei nuo aukščiausio patogaus nustatymo pasireiškė odos reakcija, pasirinkite žemesnį nustatymą, nuo kurio odos reakcija nepasireiškė.


Jeigu žemesnio nustatymo neišbandėte, pakartokite bandymą ant odos.

C Procedūra




SVARBU. Prieš procedūrą pirmiausia užbaikite A (Pašalinkite plaukus ir nusivalykite odą) ir B skyrius (Išbandykite odą 24 valandas iki procedūros).


1 Prijunkite maitinimo adapterį prie prietaiso ir prijunkite prie elektros lizdo.




- 2 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką .



- 3 Pasirinkite nustatymą, kurį pasirinkote po odos bandymo (B skyrius, 9 veiksmas).




- 4 Tvirtai priglauskite prietaisą prie odos ir jį prilaikykite. Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ turi šviesti baltai.



- 5 Paspauskite blyksnio mygtuką, kad ant odos atsirastų blyksnis. Toje vietoje oda apdorojama blyksniu. Prietaisas skleidžia tylų pliaukštelėjimo garsą. Blyksnis suteikia šilumos poveikį.

Po kiekvieno blyksnio praeis iki 3,5 sekundės, kol prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui. Galite įjungti blyksnį, kai lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ nušvinta baltai.



- 6 Perekite prie gretimos vietos ir vėl paspauskite blyksnio mygtuką. Prie odos prigludusi prietaiso dalis yra šiek tiek didesnė už šviesos išspinduliavimo langelį.

Procedūros metu nešvitinkite tos pačios vietos kelis kartus. Priedo paviršius turi iš dalis dengti ankstesnę sritį, kad būtų veikiamą visa oda, bet kelis kartus švitinant tą pačią sritį, efektyvumas dėl to nepadidės.


- 7 Tęskite tol, kol nebus apdorota visa sritis. Yra du procedūrų režimai (žr. „Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus“).

- 8 Atlikę procedūrą išjunkite prietaisą.


- 9 Pašalinkite plaukus kiekvieną kartą prieš atlikdami kitą procedūrą, jei jie matosi.

Pastaba. Nebandykite prietaiso sunkiai pasiekiamose arba jautriose srityse (kulkšnies ir kaulėtose srityse).


D Valymas ir laikymas po procedūros




- 1 Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- 2 Leiskite prietaisui atvėsti.




- 3 Sudrėkinkite pateiktą minkštą audeklą keliais lašais vandens.



- 4 Nuimkite priedą nuo prietaiso.



- 5 Nuvalykite prietaiso šviesos išspinduliavimo langelį (A).



- 6 Nuvalykite visus priedo paviršius, įskaitant metalinį reflektorių ir priedo langą (B, C, D, E dalis).
- 7 Leiskite gerai išdžiūti visoms dalims.
- 8 Laikykite apsaugotoje nuo dulkių ir sausoje vietoje.


Sužinokite daugiau apie „Lumea“

Priedai


Norint gauti optimalių rezultatų svarbu naudoti tinkamą priedą, skirtą konkrečiam kūno sričiai, kurią norite apdoroti. „Lumea“ siūlo viso-kūno apdorojimą naudojant kelis priedus, skirtus naudoti konkrečiose kūno srityse. „SenseIQ“ technologija pritaiko apdorojimo programą, kai prijungiamas kitas priedas.

Pastaba. Prietaisas gali neveikti ir rodyti klaidą, jei ant priedo jungties yra nešvarumų. Kai tai nutinka, nuvalykite kontaktų laidus.

Norėdami uždėti priedą, tiesiog užspauskite jį ant šviesos išspinduliavimo langelio.



Norėdami nuimti priedą, nutraukite jį nuo šviesos išspinduliavimo langelio.



Kūno priedas

Kūno priedas turi didžiausią apdorojimo langelį ir jis išlenktas, kad būtų galima veiksmingai apimti ir apdoroti sritis žemiau karklo linijos, ypač dideles sritis, pvz., kojas, rankas ir pilvą.

Veidui skirtas priedas (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948)



Veidui skirtas priedas yra visiškai plokščias ir turi papildomą integruotąjį raudono stiklo filtrą, kad būtų saugiai ir tiksliai apdorojama jautri oda virš viršutinės lūpos, smakro ir žandėnų. Šis prietaisas skirtas tik nepageidaujamiems kūno plaukams šalinti žemiau žandikaulių esančiose srityse. Šį prietaisą naudojant srityse, pasižyminčiose aštriais kontūrais, pvz., ties žandikaulio linija ir smakru, gali būti sunku nustatyti, ar jis visiškai prigludęs prie odos, ir atlikti blyksnį.


Patarimas. Kad būtų lengviau atlikti procedūrą, liežuvį laikykite tarp dantų ir viršutinės lūpos arba išpūskite žandus.

Pažastų priedas (BRI947, BRI948)



Pažastų priedas yra specialios išlenktos formos, kad būtų galima apdoroti sunkiai pasiekiamus pažasties plaukus.

Bikinio priedas (BRI947, BRI948)



Bikinio priedo forma specializuota, kad būtų veiksmingai apdorojama bikinio sritis. Jis yra išlenktas ir jo šviesos intensyvumas didesnis nei kūno priedo. Šioje srityje plaukai paprastai būna storesni ir tvirtesni nei kojų plaukai.

Tikslus priedas (BRI946)



Tikslus priedas yra išlenktas, kad būtų galima naudoti bikinio ir pažastų srityse. Jis turi vidutinio dydžio stiklinį langelį. Jis skirtas tiksliai ir veiksmingai apdoroti bikinio ir pažastų sritis.

„SmartSkin“ jutiklis

„Lumea“ siūlo „SenseIQ“ technologiją, skirtą individualiai plaukų šalinimo procedūrai. Integruotas „SmartSkin“ jutiklis matuoja odos atspalvį kiekvieno seanso pradžioje ir seanso metu. Jis suteikia dvi funkcijas:

- 1 „SmartSkin“ jutiklis neleidžia apdoroti per tamsių odos sričių: jei aptinka odos atspalvį, kuris per tamsus apdoroti naudojant „Lumea“, lemputė „PASIRUOŠĘS blykšniui“ pradeda mirksėti oranžine spalva. Jis neblyks, kai paspaudžiate blykštės mygtuką. Prietaisas automatiškai pasyvinamas. Tokiu būdu esate apsaugomi nuo odos reakcijų išsivystymo.
- 2 „SmartSkin“ jutiklis padės jums pasirinkti jūsų odai komfortišką šviesos intensyvumo nustatymą. Tam galite naudoti „SmartSkin“ mygtuką .

Šviesos stiprumo lygio pasirinkimas

„Lumea“ suteikia 5 skirtingus šviesos intensyvumo lygius, visada galėsite pakeisti šviesos intensyvumą į tokį, koks jums bus patogus.

- 1 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką . Prietaisas pradeda veikti, šviesos intensyvumo nustatymui esant lygiam 1.

Pastaba. Norėdami reguliuoti šviesos intensyvumo nustatymą rankomis nesinaudodami „SmartSkin“ mygtuku, spausdykite perjungimo mygtuką, kol pasieksite reikiamą nustatymą. Atitinkama intensyvumo lygio lemputė nušvinta baltai.

- 2 Paspauskite „SmartSkin“ mygtuką  ir prieglauskite prietaisą prie odos.
- 3 Kai prietaisas nuskenuos jūsų odą, šviesos intensyvumo indikatoriai ims mirksėti baltai; taip nurodomas intensyvumas, kuris yra patogiausias pagal jūsų odos atspalvį.
- 4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką  patvirtinti, kad norite naudoti nurodytą nustatymą.

„Lumea“ automatiškai naudoja didžiausią rodomą intensyvumą, kurį rodo mirksintis intensyvumo indikatorius.

„Lumea“ suteikia jums laisvę pasirinkti tokį šviesos intensyvumą, koks jums patogiausias. Kiekvieno žmogaus odos jautrumas gali būti skirtingas. Todėl odos bandymas yra svarbiausias orientyras pasirenkant šviesos intensyvumo nustatymą (žr. „B išbandykite ant odos prieš 24 valandas iki procedūros“).

- 5 „Lumea“ niekada neturėtų kelti nepakeliamo skausmo. Sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, jei jaučiate diskomfortą. Tai galite padaryti naudojant perjungimo mygtukus.


Pastaba. Prietaisas automatiškai išjungiamas, kai odos atspalvis per tamsus (tamsus, pažymėtas  lentelėje „Tinkami odos tonai“), kad nepasireikštų odos reakcijų. Lemputė „PASIRUOŠĘS blykšniui“ mirksės oranžine spalva; taip parodoma, kad jūsų odos atspalvis per tamsus.

- 6 Atlikite odos bandymą pereidami prie kitos kūno srities ar jei patyrėte saulės poveikį ar deginotės (žr. „Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo“), kad pasirinktumėte patogiausią šviesos intensyvumo nustatymą. Norėdami vėl aktyvinti indikacijos funkciją, paspauskite „SmartSkin“ mygtuką .




Pastaba. Atlikite odos testą prieš pradėdami apdoroti kitą kūno vietą arba pasikeitus odos atspalviui. Nustatykite tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą kiekvienai kūno sričiai.

Du procedūrų režimai: blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus



Jūsų „Philips Lumea“ gali veikti dviem apdorojimo režimais, kad būtų patogiau naudoti įvairiose kūno srityse:

- Blyksnio prispaudus režimas puikiai tinka apdorojant mažas ar lenktas sritis, kaip keliai ir pažastys. Tiesiog paspauskite ir atleiskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų vienas blyksnis.



- Šį blyksnio paslinkus režimą patogiu naudoti didesnėse srityse, kaip kojos. Slinkdami prietaisą odos paviršiumi laikykite nuspaudę blyksnio mygtuką, kad įvyktų keli blyksniai iš eilės.

Jūsų „Lumea“ naudojimas prieš saulės poveikį arba deginimąsi ir po jo

Deginimasis natūralioje saulės šviesoje arba dirbtinėje šviesoje



Veikiant odą natūralia ar dirbtine saulės šviesa galimas tonavimas, kuris daro įtaką odos jautrumui ir spalvai. Todėl labai svarbūs yra šie dalykai:

- Neleiskite saulei apšviesti neapsaugotos odos, kai naudojate „Lumea“. Per visą IPL apdorojimo laikotarpį ir ypač per pirmąsias 48 valandas po apdorojimo apsaugokite savo odą nuo saulės šviesos drabužiais arba panaudokite saulės šviesą blokuojančius ne mažiau kaip SPF50 gaminius neuždengtose apdorotose srityse.
- Nepradėkite ir netęskite naudoti „Lumea“ 4 savaites po to, kai neapsaugotą jūsų odą paveikė saulės šviesa (natūrali saulės arba soliariumo šviesa).
- Nenaudokite „Lumea“ nudegusiose nuo saulės kūno srityse.

Dirbtinis įdegis naudojant kremus, purškalus arba piliules

Jeigu naudojote dirbtinio įdegio priemones (kremus, purškalus arba piliules), prieš naudodami šį prietaisą palaukite mažiausiai 2 savaitės. Atlikite odos testą

prieš pradėdami arba tęsdami apdorojimą su „Lumea“ (žr. „B išbandykite ant odos prieš 24 valandas iki procedūros“).

Kelionė su prietaisu

Keliaudami su prietaisu, patikrinkite, ar skrydžių bendrovės lėktuvu galima gabenti šį prietaisą ir (arba) jį naudoti lėktuve.

Po naudojimo

Tolesnė priežiūra



Po naudojimo apdorotose srityse galite naudoti losjonus, kremus, dezodorantą, drėkinimo priemonę ar kosmetiką.

Ispėjimas. Jei po procedūros patiriate odos sudirginimą ar oda parausta, prieš naudodami bet kokį produktą savo odai palaukite, kol tai išnyks. Jei patiriate odos sudirginimą panaudoję produktą savo odai, nuplaukite jį vandeniu. Jei jums vis tiek pasireiškia odos reakcijos, nustokite naudoti prietaisą ir pasitarkite su gydytoju.

Bendrojo pobūdžio odos reakcijos

Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) gali peršėti, dilgčioti ar kaisti. Ši reakcija greitai išnyksta.

Oda gali tapti sausa ir niežtėti ją nuskutus arba derinant skutimą ir apdorojimą šviesa. Galite atvėsinti šią sritį ledo paketu arba drėgnu rankšluosčiu. Jei sausumas išlieka, galite naudoti bekvapę drėkinimo priemonę apdorotoje srityje.

Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai

- Nudegimai, per didelis paraudimas (pvz., apie plaukų folikulus) ir tinimas: šios reakcijos atsiranda retai. Jas lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei šios reakcijos neišnyksta per 3 dienas, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pakitimas: atsiranda labai retai. Odos spalvos pakitimas pasireiškia kaip tamsesnė juosta (hiperpigmentacija) arba šviesesnė juosta (hipopigmentacija) negu aplinkinė sritis. Tai lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei spalvos pakitimas neišnyksta per 2 savaites, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite procedūrų srityse, kurių spalva pakitusi, kol spalvos pakitimas neišnyks ir jūsų oda atgaus normalų atspalvį.
- Odos infekcija yra labai reta, bet galima rizika po (mikro) žaizdų, odos nudegimo, odos sudirginimo ir t. t.
- Epidermio kaitimas (aiškiai apibrėžta rusva sritis; tai dažnai pasireiškia esant tamsesniai odos atspalviui ir nesusiję su odos sausumu): ši reakcija pasireiškia labai retai. Jei ši reakcija neišnyksta per 1 savaitę, rekomenduojame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.

- Pūslės (matosi mažos pūslelės odos paviršiuje): atsiranda labai retai. Jei ši reakcija neišnyksta per 1 mėnesį arba jei atsiranda odos infekcija, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgys, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.
- Randai: dažnai tai antrinis nudegimo poveikis, išgijimas gali užtrukti ilgiau kaip mėnesį.
- Folikulitas (tinimas apie plaukų folikulus kartu su pustulių susiformavimu): ši reakcija atsiranda labai retai ir ją lemia pro sužalotą odą prasiskverbusios bakterijos. Jei ši reakcija atsiranda, patariame pasitarti su gydytoju, nes folikulitui gydyti gali būti reikalingas tepalas su antibiotikais.
- Skausmas: gali pasireikšti per procedūrą arba po jos, jeigu naudojote priemonę ant odos su nepašalintais plaukais, jeigu naudojate priemonę esant šviesos intensyvumui, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui, jeigu tą pačią sritį apšvitinate kelis kartus ir jeigu naudojate priemonę virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, tatuiruočių, nudegimų ir t. t.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas / adapteris naudojant įšyla.	Normalu, kad naudojant prietaisą ir adapteris įšyla (bet ne tiek, kad nebūtų galima paliesti).	Naudokite prietaisą kiek vėsesnėje aplinkoje ir (arba) leiskite atvėsti prieš tęsdami naudojimą.
	Ventiliatorius neveikia.	Patikrinkite, ar priedas tinkamai prijungtas. Nuvalykite priedo jungtis, jei reikia. Jei priedas uždėtas tinkamai ir naudojant prietaisą galima atlikti blyksnius, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo centru, „Philips“ platintoju ar „Philips“ priežiūros centru.
	Ventiliatoriaus aušinimo oro srautas užblokuotas rankomis ar rankšluosčiu.	Užtikrinkite, kad ventiliatoriaus aušinimo oro srautas nebūtų užblokuotas.
Blyksnis neįvyksta priglaidus prietaisą prie odos. Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ mirksi oranžine spalva.	Jūsų odos atspalvis per tamsus srityje, kurioje ketinate atlikti procedūrą.	Su „Lumea“ apdorokite kitas kūno sritis, kurių odos atspalvis šviesesnis.
Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ mirksi oranžine spalva, taip pat mirksi ir visos 5 intensyvumo lempučių.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami nustatyti prietaisą iš naujo, ištraukite kištuką ir palaukite 30 minučių, kad prietaisas atvėstų. Prietaisas vėl turėtų veikti normaliai. Jei jis vėl neveiktų, susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo centru.
Lemputė „PASIRUOŠĘS blyksniui“ nenušvinta baltai.	Prietaisas nėra gerai prigludęs prie odos.	Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad integruota saugos sistema glaudųsi prie jūsų odos.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Šviesos išspinduliavimo langelis arba „SmartSkin“ jutiklis nešvarūs.	Gera nuvalykite šviesos išspinduliavimo langelį ir „SmartSkin“ jutiklį.
	Tinkamai nepašalinote plaukų nuo srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą. Šie plaukai gali sudegti ir dėl to galimas kvapas.	Prieš naudodami „Lumea“ paruoškite odą.
Priemonė neatlieka blyksnio, ventiliatorius neįjungiamas ir visos 5 intensyvumo lempučių mirksi.	Netinkamai uždėtas antgalis.	Įsitikinkite, kad priedą gerai pritvirtinote. Jei reikia, nuvalykite priedo elektroninės įrangos kontaktus.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu. Jaučiu diskomfortą, kai naudoju prietaisą.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumo nustatymas per didelis.	Patikrinkite, ar pasirinkote patogiausią šviesos intensyvumo nustatymą. Jei reikia, pasirinkite mažesnę nustatymą.
	Nepašalinote plaukų nuo sričių, kurias ketinate apdoroti.	Prieš naudodami „Lumea“ paruoškite odą.
	Šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras sudaužytas.	Prietaiso nebenaudokite, jei UV filtras sudaužytas. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ priežiūros centrą.
	Apdorojote sritį, kuriai šis prietaisas nėra skirtas.	Niekada nenaudokite prietaiso ant sudirgintos (paraudusios ar pažeistos), saulėje nudegusios odos, įdegusios odos arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemonės. Niekada nenaudokite prietaiso, jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcijų, egzemų, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas („herpes simplex“) (pūslelinė), žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų (sumušimų). Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse: ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų, nepasitarę su gydytoju. Niekada nenaudokite prietaiso ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų, karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo, apie akis ir šalia antakių, lūpų, tarpvietės, galvos odos, spenelių, areolių, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse. Vyrams draudžiama naudoti ant veido ir kaklo, įskaitant visas barzdos augimo sritis, ir visoje genitalijų srityje. Dėl to galimi nudegimai ir odos spalvos pasikeitimas ir gali tapti sunkiau identifikuoti odos ligas.
	Apdorojimas yra skausmingas ir nustačius žemiausią padėtį (①).	„Lumea“ gali netikti jūsų odai. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ priežiūros centrą.
Priede nėra stiklinio langelio.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų, kūnui ir pažastims skirtuose prieduose nėra stiklinio langelio. Raudono stiklo filtrą turi tik veidui skirtas priedas. Tikslusis ir bikinio srities priedai turi permatomą stiklinį langelį.
Odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite mažesnę intensyvumą (žr. „Šviesos stiprumo lygio pasirinkimas“).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Blyksnis man atrodo labai ryškus. Ar turiu naudoti akinius?	Ne, „Philips Lumea“ nekenkia jūsų akims.	Šio prietaiso skleidžiama išsklaidyta šviesa jūsų akims nepavojinga. Naudodami prietaisą nežiūrėkite į blyksnį. Naudojant nebūtina naudoti akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų. Būtinai gerai priglauskite prie odos, kad išvengtumėte išsklaidytos šviesos.
Procedūrų rezultatai nepatenkinami.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite didesnę nustatymą.
	Buvo padengtos ne visos sritys, kurias ketinote apdoroti.	Priedo paviršius turi iš dalis dengti ankstesnę sritį, kad būtų veikama visa oda, bet kelis kartus švitinant tą pačią sritį, efektyvumas dėl to nepadidės.
	Prietaisas neveiksmingas jūsų kūno plaukų spalvai.	Jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, žili, rusvi arba balti, tada apdorojimas neveiksmingas.
	Nenaudojate prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus, mes jums patariame laikytis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio. Galite sutrumpinti laiką tarp procedūrų, bet neatlikite procedūrų dažniau kaip kartą per dvi savaites.
	Jūsų reakcija į IPL procedūras yra lėtesnė.	Toliau naudokite prietaisą bent 6 mėnesius, nes per šį laikotarpį plaukų augimas vis dar gali mažėti.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos produktų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Techninės specifikacijos

Gabenimo ir laikymo sąlygos	„Lumea“ veikia NAUDOJANT ĮPRASTAI pagal specifikacijas po gabenimo arba laikymo tokiomis aplinkos sąlygomis: nuo -25 °C iki 70 °C, esant iki 90 % santykiniam drėgnumui be kondensacijos, 700 – 1060 hPa
Darbinės sąlygos	„Lumea“ atitinka savo specifikacijas, kai veikia NAUDOJANT ĮPRASTAI šiomis aplinkos darbo sąlygomis: nuo 5 °C iki 35 °C, esant iki 90 % santykiniam drėgnumui be kondensacijos, 700 – 1060 hPa
Išspinduliuojami bangos ilgiai	nuo 565 iki 1400 nm
Impulso trukmė	1–2,5 milisekundės, visiems nustatymams
Blyksnių intervalas	Nuo 2 iki 2,5 sekundės
Optinis ekspozavimas	Kūno priedas: 2,5–5,6 J/cm ² Pažastų priedas: 2,5–6,5 J/cm ² Bikinio priedas: 2,5–6,5 J/cm ² Tikslus priedas: 2,5–6,5 J/cm ² Veidui skirtas priedas: 2,4–5,9 J/cm ²
Adapterio įėjimas	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Adapterio išėjimas	19,5 V --- 3,33 A 65,0 W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	≥88,0 %
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	≥79,0 %
Energijos vartojimas be apkrovos	<0,21 W
Adapterio tipo numeris	Kodas (AD2069x20020HF) nurodytas ant prietaiso. Raidė „x“ žymi kištuko tipą, kuris gali būti: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 arba H.

Elektromagnetinis suderinamumas. Atitikties informacija

Šis prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Simbolių paaiškinimas

Įspėjimo ženklai ir simboliai būtini, norint užtikrinti, kad jūs naudosite šią produktą saugiai ir tinkamai bei apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimo. Toliau rasite etiketėje ir naudotojo vadove esančių įspėjimo ženklų ir simbolių paaiškinimą.



Šis simbolis nurodo produkto gamintoją: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.



Šis simbolis reiškia, kad prieš naudodami priemonę turite atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą. Išsaugokite šį naudotojo vadovą ateičiai.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui būtina peržiūrėti naudojimo instrukcijose pateikiamą svarbią su sauga susijusią informaciją, kaip įspėjimai, kurių dėl įvairių priežasčių negalima pateikti ant pačios priemonės.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui būtina peržiūrėti naudojimo instrukcijose pateikiamą svarbią su sauga susijusią informaciją, kaip kontraindikacijos ir perspėjimai, kurių dėl įvairių priežasčių negalima pateikti ant pačios priemonės.



Šis simbolis rodo prietaiso serijos numerį.



Šis simbolis nurodo prietaiso katalogo numerį.



Šis simbolis nurodo, kad įranga atitinka saugos reikalavimus, taikomus II klasės įrangai.



Šis simbolis nurodo, kad įrangą galima naudoti tik su nuolatine srove.



Šis simbolis nurodo, kad įrangą galima naudoti tik su kintamąja srove.



Šis simbolis rodo, kad priemonės negalima naudoti aplink akis ir antakius arba šalia jų.



Šis simbolis reiškia: „Nenaudokite šios priemonės vonioje, duše ar vandens pripildytoje talpykloje.“



Šis simbolis reiškia, kad transformatorius suprojektuotas taip, kad apsaugotų nuo trumpojo jungimo.



Šis simbolis reiškia, kad transformatorius laikomas perjungiamų režimų maitinimo tiekimo (angl. „Switch Mode Power Supply“ (SMPS)) įrenginiu.



Šis simbolis reiškia, kad ši priemonė suprojektuota naudoti patalpose.



Šis simbolis nurodo maksimalią vardinę aplinkos temperatūrą, kuriai esant transformatorius gali būti nuolat eksploatuojamas įprastomis naudojimo sąlygomis.



Šis simbolis rodo, kad prietaisas yra skirtas naudoti ne didesniame nei 3000 m aukštyje.



Perdirbimo simbolis naudojamas identifikuojant medžiagą, iš kurios pagaminta prekė, kad būtų lengviau perdirbti arba atlikti kitokį pakartotinį apdorojimą. Šį simbolį gali sudaryti skaičius ir (arba) sutrumpinimas.



Šis simbolis nurodo jungiklį arba jungiklio padėtį, kuriai esant įjungiama tam tikra įrangos dalis, kad ją būtų galima perjungti į budėjimo būseną ir nurodyti valdymo elementą, kuris turėtų būti perjungtas, arba nurodyti nedidelio energijos suvartojimo būseną.

IP22

Šis simbolis rodo, kad yra apsauga nuo $\geq 12,5$ mm kietųjų pašalinių objektų prasiskverbimo ir nuo kenksmingo poveikio, atsirandančio dėl vertikalios krintančių lašų prasiskverbimo, kaip priemonė pakeipta 15 laipsnių kampų.

IP30

Šis simbolis rodo, kad yra apsauga nuo $\geq 2,5$ mm kietų pašalinių objektų įsiskverbimo ir kad nėra apsaugos nuo kenksmingo poveikio dėl vandens prasiskverbimo.



Šis simbolis rodo energijos efektyvumo lygį.



Šis simbolis rodo, kad prietaiso negalima naudoti, jeigu sugadinta kištuko šakutė.



Šis simbolis reiškia, kad daiktą galima perdirbti, o ne tai, kad daiktas buvo perdirbtas arba bus priimtas visuose atliekų perdirbimo surinkimo punktuose.



Šis simbolis nurodo WEEE, elektronikos atliekas ir elektroninę įrangą. Elektros produktų atliekos negali būti šalinamos su buitinėmis atliekomis. Perdirbkite ten, kur yra tam skirta infrastruktūra. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietos administraciją arba mažmenininką (žr. skyrių „Perdirbimas“).



Žaliojo taško (vok. „Der Grüne Punkt“) simbolis. Žaliasis taškas – tai Europos pramonės finansuojamų vartotojų prekių pakuočių perdirbimo sistemų tinklo licencijos simbolis.



Simbolis taikomas nurodyti produktus, kurie atitinka aktualias ES direktyvas dėl saugos ir sveikatos arba aplinkos apsaugos.



FSC („Forest Stewardship Council“, Miškų priežiūros tarybos) logotipas nurodo, kad produktas gaunamas iš atsakingai parenkamų šaltinių – ekologiškai priimtinių, naudingų socialiai ir ekonomiškai gyvybingų.



FSC

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
3000.103.7572.2
(2023-10)