



PHILIPS

sonicare

Cordless
Power Flosser
3000 Series
2000 Series







English 6
Bahasa Indonesia 20
Bahasa Melayu 35
ภาษาไทย 51
한국어 64

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Keep the charger away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use the USB charger provided with the product.
- Do not charge the product outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- The maximum altitude of use is 4500 meters.
- This product has only been designed for cleaning teeth and gums. Do not use it for any other purpose. (for e.g. eyes, nose and ears).

MEDICAL WARNINGS

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.

- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Charge and use the product at a temperature between 5 °C and 40 °C (41 °F and 104 °F).

Battery safety instructions

- This appliance contains batteries that are only to be removed by skilled persons
- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables. Only use detachable supply unit WAAxxxx.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on recycling.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal object (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminium foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Cordless Power Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [**philips.com/welcome**](https://philips.com/welcome).

Intended Use

The Philips Sonicare Cordless Power Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and on the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use, normally used at least once a day. Use by children should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Nozzle
- 2 Nozzle rotator
- 3 Nozzle release button
- 4 On/off button
- 5 Intensity indicator
- 6 Intensity button
- 7 Mode indicator (Specific models only)
- 8 Mode button (Specific models only)
- 9 Battery indicator light
- 10 Charging port/cover
- 11 In-Reservoir Nozzle Storage
- 12 Reservoir
- 13 Reservoir fill door

- 14 Nozzle case (Specific models only)
- 15 Travel pouch (Specific models only)
- 16 USB-A to small plug
- 17 USB-A power adapter (Specific models only)

Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Nozzles

To see what type of nozzles you have, check the code at the base of the nozzle. Each nozzle type provides different benefits.




Nozzle label	F1	F2	F3
Nozzle Name	Standard nozzle	Comfort nozzle	Quad Stream nozzle
Benefit	Standard nozzle with a single stream of water for removing debris and plaque.	Soft rubber nozzle for comfort and ease of positioning for those with sensitive gums.	Soft rubber nozzle that directs water into a cross-shaped stream that gently removes plaque for an effortlessly thorough clean.

Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Modes and intensities


Modes (Specific models only)



Depending on your model, your Cordless Power Flosser is equipped with either one or two different modes. If you have a device with two modes, press the mode button to toggle between standard clean mode and deep clean mode to select your desired mode. If you have a device with one mode, it is already in the clean mode.


Clean (2000 and 3000 Series)

This mode, with pacer, provides constant water pressure for a great clean.



The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the waterflow every 15 seconds.

This Cordless Power Flosser comes with the pacer activated.



To activate or deactivate the pacer

With the Cordless Power Flosser off, press and hold the intensity selection button for 3 seconds.

- When deactivated, the battery indicator light will flash amber once
- When activated, the battery indicator light will flash green twice

Deep clean (3000 Series)

This mode utilizes Pulse Wave technology, to guide you tooth by tooth, using strong and gentle pulses of water for a thorough clean.

With Pulse Wave technology the flow of the water increases and decreases in intensity, providing a brief pause during which you can move the nozzle to the next space between your teeth.

Intensities




Your Cordless Power Flosser comes with three different intensity settings. To change the intensity to the setting you prefer, press the intensity button.


Note: It is recommended to start using this Power Flosser on the lowest intensity and increase the intensity over the course of a few weeks.

Getting Started

Charging your Cordless Power Flosser




- 1 Gently pull and rotate the charging port cover on the back of the Cordless Power Flosser to expose the charging port .



- 2 Plug the USB-A cable into the charging port on the back of the Cordless Power Flosser.

Note: Make sure the handle is completely dry before you connect the USB-A cable.



- 3 Connect the USB-A cable into a 5V USB wall adapter.

Note: Wall adapter not included in all models. Only use a 5V IPX4 adapter.



- 4** The battery indicator flashes while charging (see 'Charging').

Note: It can take up to 8 hours to fully charge the battery, but you can use the Cordless Power Flosser before it is fully charged.

Note: Replace the charging port cover on the Cordless Power Flosser when not actively charging.

Filling the Reservoir

Fill the reservoir with lukewarm water. There are two easy ways to fill the reservoir.

Note: When filling reservoir, do not exceed the max fill line.

Note: Remove the charger from the Cordless Power Flosser prior to filling the reservoir and using the device.


Option 1:

Lift the flip top to the side of the reservoir and fill the reservoir through the quick side fill port.




Option 2:


- 1** Twist to detach the reservoir and fill the reservoir through the wide mouth opening.
- 2** Fill the reservoir.



- 3** Twist the reservoir to reattach.




Inserting and removing nozzles



Insert your preferred nozzle into the handle. Press the nozzle down until you hear a "click".

Note: Ensure the nozzle is fully inserted and flush with the top of the device.



To remove the nozzle, press the nozzle release button and pull the nozzle from the handle.


Using your Cordless Power Flosser


- 1 Before turning on the device, point the nozzle tip at the sink. Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser. Allow water to spray into the sink. Turn off the device once water dispenses from the device.
- 2 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle tip to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.



- 3 Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser.
- 4 With the Cordless Power Flosser turned on:


Note: Do not press nozzle release button while using.






- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.

Note: For the Quad Stream nozzle press gently so that the nozzle tip is in contact with the gum line and the teeth.




- b Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth.



- c Continue to clean both inside (15 seconds) and outside (15 seconds) of your teeth for a total of 30 seconds in one arch of your mouth.

Note: Remember to clean the insides of your teeth.

Note: You can use the Nozzle Rotator to turn and position the nozzle tip to clean the insides of your teeth.




- d Repeat in the other arch of your mouth for another 15 seconds on the inside and 15 seconds on the outside until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

Note: You can stop the water flow during use by pressing the on/off button on the Cordless Power Flosser.


Note: The Cordless Power Flosser switches off automatically after 2 minutes.

Note: If you choose to refill the reservoir during use, turn the device off while refilling the reservoir and then pick up where you left off until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

Cleaning Orthodontic Brackets with the Quad Stream Nozzle



- 1 To clean around orthodontic brackets, place the nozzle tip over each bracket.



- 2 Gently rotate the nozzle tip around the bracket in a small circle before moving to the bracket on the next tooth.

After each use

- 1 Turn off the Cordless Power Flosser.
- 2 Detach and Empty the reservoir
- 3 Remove the nozzle from the handle by pushing the nozzle release button on the top of the handle
- 4 Rinse the nozzle under the tap
- 5 Dry any excess water from the nozzle, the outside of the handle, and the reservoir
- 6 Insert the nozzle back into the handle or utilize the in-reservoir nozzle storage feature (see 'Storage').

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Charging

Battery Status

This Cordless Power Flosser is designed to provide at least 25 flossing sessions, each session lasting 1 minute.



The battery indicator shows the battery status when you complete the flossing session, or when you pause the Power Flosser.

Note: The device will shut off after 2 minutes of use.

When the Power Flosser is charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Charging	Flashing green

Note: The battery indicator will flash until fully charged. When it becomes fully charged while plugged in, the light will turn solid green for 30 seconds and then it will turn off

When the Power Flosser is not charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Medium	Flashing green
Low	Flashing amber
Empty	Flashing amber for 5 seconds and the Power Flosser turns off automatically

Note: When the low battery indicator appears, the Power Flosser is designed to provide at least 3 flossing sessions, each session lasting 1 minute.

Cleaning

The Cordless Power Flosser needs to be cleaned once a week. Clean the device and the accessories as follows. Accessories may vary by model.

Warning: Do not clean the Cordless Power Flosser while the charging cord and adapter are attached. Unplug the device and close the charging port cover before cleaning.

Reservoir

Gently remove the reservoir from the Cordless Power Flosser by twisting. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

Handle

When necessary, you can clean the handle by wiping with a soft cloth and mild soap.

Nozzles

- Regular cleaning: Remove the nozzle from the handle. Rinse the tip under warm water.
- Every few months, or if your nozzle becomes clogged: Soak the nozzle in a container of 2 parts water and 1 part vinegar for 5 minutes. Rinse the nozzle with warm water.

Internal components, hose and handle

Fill the reservoir with warm water and add 1-2 tablespoons of white vinegar. Point the nozzle at the sink and turn on the Cordless Power Flosser to run the solution through the Cordless Power Flosser until the reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

Nozzle Storage Case


The storage case can be hand washed in warm water with mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

Travel pouch


Clean the travel pouch by wiping with a soft cloth and a mixture of warm water with mild soap. Wipe the travel pouch with cloth to dry.

Storage**In-Reservoir Nozzle Storage**


Your Cordless Power Flosser is designed such that you can store one nozzle suspended from the bottom of the Cordless Power Flosser handle into the reservoir. To use this functionality:




- 1 Twist reservoir to detach.



- 2 Remove the nozzle by pressing the nozzle eject button on the back of the handle.



- 3 Insert bottom of nozzle into the bottom of the Power Flosser.



- 4 Twist the reservoir to reattach.

Note: Be sure to dry the inside of the reservoir and the nozzle prior to using this functionality.

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Note: If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Warning: Do not place other items in the reservoir. In particular, do not store the charging cord or wall adapter in the reservoir

Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit philips.com or go to your local Philips Sonicare dealer.

Locating the model number

Look on the box for the model number of your device.
2000 Series - (for all HX3801, HX3822 models)
3000 Series - (for all HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 models)

Warranty and support

For product information, support and online user instructions, please visit: www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Reservoir
- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

CONTAINS LITHIUM-ION RECHARGEABLE CELL. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on www.philips.com/support.

Informasi keselamatan penting

Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius.

Peringatan

- Jauhkan pengisi daya dari air.
- Setelah dibersihkan, pastikan pengisi daya benar-benar kering sebelum Anda menyambungkannya ke stopkontak listrik.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Hanya gunakan aksesoris dan komponen habis pakai Philips yang asli. Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan dengan produk.
- Jangan isi daya produk di luar ruangan atau dekat permukaan panas.
- Jangan bersihkan bagian apa pun dari produk dalam mesin cuci piring.
- Untuk menghindari cedera fisik, jangan mengisi penampung air dengan air panas. Jangan memasukkan benda asing ke dalam penampung air.
- Ketinggian penggunaan maksimum adalah 4500 meter.
- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi dan gusi. Jangan gunakan alat untuk tujuan lain. (misalnya pada mata, hidung, dan telinga).

PERINGATAN MEDIS

- Berhenti menggunakan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi/dokter jika terjadi perdarahan berlebihan setelah menggunakan alat, jika perdarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan, atau jika Anda merasa tidak nyaman atau sakit.
- Jika rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau alat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen alat implan sebelum penggunaan.
- Jika khawatir dengan kesehatan Anda, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Alat adalah perangkat perawatan pribadi dan bukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi gigi.
- Isi daya dan gunakan produk pada suhu antara 5 °C dan 40 °C (41 °F dan 104 °F).

Petunjuk keselamatan baterai

- Alat ini berisi baterai yang hanya boleh dilepas oleh orang yang ahli
- Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi ini dengan cermat sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari. Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius. Aksesori yang disertakan dapat berbeda, bergantung pada produk.
- Hanya gunakan aksesoris dan barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan unit catu daya yang dapat dilepas-pasang WAAxxxx.
- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.

- Jika produk memanaskan atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan letakkan produk dan baterainya dalam oven microwave atau di atas kompor induksi.
- Jangan membuka, memodifikasi, menusuk, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanaskan atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Alat ini memiliki baterai yang tidak bisa diganti. Saat masa pakai baterai habis, alat ini harus dibuang dengan benar, lihat bagian tentang daur ulang.
- Untuk menghindari arus pendek yang tidak disengaja pada baterai setelah dilepas, jangan sampai terminal baterai bersentuhan dengan benda logam (misalnya, koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai menggunakan aluminium foil. Tutupi terminal baterai dengan selotip atau masukkan ke dalam kantong plastik sebelum dibuang.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Pendahuluan

Selamat datang di Philips! Selamat atas Philips Sonicare Cordless Power Flosser Anda yang baru! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di philips.com/welcome.

Tujuan Penggunaan

Philips Sonicare Cordless Power Flosser merupakan alat pembersih mulut yang ditujukan untuk membersihkan plak yang melekat dan sisa makanan di sela-sela gigi dan permukaan gigi guna mengurangi kerusakan gigi dan meningkatkan, serta menjaga kesehatan gusi. Alat ini

ditujukan untuk penggunaan di rumah oleh konsumen, biasanya digunakan setidaknya sekali dalam sehari. Penggunaan oleh anak-anak harus dilakukan dengan pengawasan orang dewasa.


Philips Sonicare Power Flosser Anda

- 1 Nozel
- 2 Penggerak nozel
- 3 Tombol pelepas nozel
- 4 Tombol on/off
- 5 Indikator intensitas
- 6 Tombol intensitas
- 7 Indikator mode (Hanya model tertentu)
- 8 Tombol mode (Hanya model tertentu)
- 9 Lampu indikator baterai
- 10 Port/penutup pengisian daya
- 11 Penyimpanan Nozel dalam Penampung Air
- 12 Penampung air
- 13 Pintu isi penampung air
- 14 Wadah nozel (Hanya model tertentu)
- 15 Kantung pembawa (Hanya model tertentu)
- 16 Kabel pengisian daya USB-A
- 17 Adaptor daya USB-A (Hanya model tertentu)

Catatan: Isi kemasan mungkin tidak menyertakan semua item yang ditampilkan. Ini bergantung pada konfigurasi produk yang dibeli.

Nozel

Untuk melihat jenis nozel yang Anda miliki, lihat kode diudukan nozel. Tiap tipe nozel memberikan manfaat yang berbeda.



Label nozel

F1

F2

F3

Nama Nozel	Nozel standar	Nozel nyaman	Nozel Quad Stream
Manfaat	Nozel standar dengan satu aliran air untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan plak.	Nozel karet lembut demi kenyamanan dan penempatan yang mudah bagi pengguna yang memiliki gusi sensitif.	Nozel karet lembut mengarahkan air ke aliran berbentuk salib, yang berfungsi menghilangkan plak dengan hati-hati untuk pembersihan menyeluruh yang mudah.

Catatan: Isi kemasan mungkin tidak menyertakan semua item yang ditampilkan. Ini bergantung pada konfigurasi produk yang dibeli.

Mode dan intensitas

Mode (Hanya model tertentu)




Tergantung modelnya, Cordless Power Flosser dilengkapi dengan satu atau dua mode berbeda. Jika Anda memiliki alat dengan dua mode, tekan tombol mode untuk beralih antara mode membersihkan standar dan mode membersihkan menyeluruh yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki alat dengan satu mode, alat tersebut sudah diatur ke mode membersihkan.

Membersihkan (Seri 2000 dan 3000)

Mode ini, dengan pengatur durasi, memberikan tekanan air konstan untuk pembersihan yang luar biasa.

Pengatur durasi ini mengindikasikan kapan Anda harus berpindah ke bagian mulut yang lain melalui jeda sejenak pada aliran air, setiap 15 detik.

Cordless Power Flosser ini dilengkapi dengan pengatur durasi yang sudah diaktifkan.





Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengatur durasi

Saat Cordless Power Flosser dalam posisi mati, tekan dan tahan tombol pilihan intensitas selama 3 detik.

- Saat dinonaktifkan, lampu indikator baterai akan berkedip kuning satu kali
- Saat diaktifkan, lampu indikator baterai akan berkedip hijau dua kali

Membersihkan menyeluruh (Seri 3000)

Mode ini menggunakan teknologi Pulse Wave, yang disertai panduan gigi demi gigi, dengan memberikan tekanan air yang kuat dan lembut untuk pembersihan menyeluruh.

Teknologi Pulse Wave memfasilitasi intensitas aliran air bertambah dan berkurang, memberikan jeda sejenak sehingga Anda dapat memindahkan nozel ke sela-sela selanjutnya di antara gigi Anda.

Intensitas




Cordless Power Flosser dilengkapi dengan tiga pengaturan intensitas yang berbeda. Tekan tombol intensitas untuk mengubah ke pengaturan intensitas yang diinginkan.


Catatan: Sebaiknya Anda mulai menggunakan Power Flosser ini pada intensitas terendah dan tingkatkan intensitasnya setelah beberapa minggu.

Persiapan Awal

Mengisi Daya Cordless Power Flosser




- 1 Tarik perlahan dan putar penutup port pengisian daya di bagian belakang Cordless Power Flosser untuk membuka port pengisian daya.



- 2** Tancapkan kabel USB-A ke port pengisian daya di bagian belakang Cordless Power Flosser.

Catatan: Pastikan pegangan benar-benar kering sebelum Anda menghubungkan kabel USB-A.



- 3** Hubungkan kabel USB-A ke adaptor dinding USB 5V.

Catatan: Adaptor dinding tidak disertakan pada semua model. Hanya gunakan adaptor 5V IPX4.



- 4** Selama pengisian daya, indikator baterai akan berkedip (lihat “Pengisian daya”).

Catatan: Pengisian daya baterai hingga penuh memerlukan waktu hingga 8 jam, tetapi Anda dapat menggunakan Cordless Power Flosser sebelum daya baterai terisi penuh.

Catatan: Pasang kembali penutup port pengisian daya Cordless Power Flosser setelah selesai mengisi daya.

Mengisi Penampung Air

Isi penampung air dengan air hangat. Ada dua cara mudah untuk mengisi penampung air.

Catatan: Jangan mengisi penampung air melebihi garis pengisian maks.


Catatan: Cabut pengisi daya dari Cordless Power Flosser sebelum mengisi penampung air dan menggunakan alat.

Cara 1:




Angkat bagian atas ke samping penampung air dan isi penampung air melalui lubang pengisian cepat di bagian samping.

Cara 2:




- 1 Putar untuk melepaskan penampung air dan isi penampung air melalui lubang yang lebar.
- 2 Isi penampung air.




- 3 Putar penampung air untuk memasang kembali.

Memasang dan melepas nozel




Pasang nozel yang Anda inginkan ke gagang. Tekan nozel sampai terdengar bunyi "klik".

Catatan: Pastikan nozel masuk sepenuhnya dan siram alat dari bagian atas.



Untuk melepaskan nozel, tekan tombol pelepas nozel dan tarik nozel dari gagang.


Menggunakan Cordless Power Flosser



- 1 Sebelum menghidupkan alat, arahkan ujung nozel ke wastafel. Tekan tombol on/off pada gagang untuk menghidupkan Cordless Power Flosser. Biarkan air menyembrot ke wastafel. Matikan alat setelah dipastikan air bisa keluar dari alat dengan baik.
- 2 Letakkan ujung nozel di mulut Anda. Arahkan mulut ke wastafel dan katupkan bibir Anda sedikit pada ujung nozel untuk menghindari cipratan. Berikan jarak yang cukup agar air dapat mengalir dari mulut ke wastafel.


- 3 Tekan tombol on/off pada gagang untuk menghidupkan Cordless Power Flosser.
- 4 Ketika Cordless Power Flosser dihidupkan:

Catatan: Jangan tekan tombol pelepas nozel saat alat sedang digunakan.




- a Posisikan ujung nozel sedikit di atas barisan gigi dengan sudut 90°.

Catatan: Untuk nozel Quad Stream, tekan perlahan sehingga ujung nozel menyentuh barisan pertemuan antara gusi dan gigi.




- b Mulai dari bagian belakang gigi di rahang atas atau bawah, geser ujung nozel di sepanjang barisan gigi dan berhenti sejenak di sela-sela setiap gigi.



- c Terus bersihkan bagian dalam (15 detik) dan luar gigi (15 detik) di satu bagian rahang selama total 30 detik.

Catatan: Jangan lupa untuk membersihkan bagian dalam gigi Anda.



Catatan: Anda dapat menggunakan Penggerak Nozel untuk memutar dan memosisikan ujung nozel selama membersihkan bagian dalam gigi Anda.


- d Ulangi lagi di rahang yang lain selama 15 detik untuk bagian luar dan 15 detik untuk bagian dalam sampai semua ruang di sekitar dan di sela-sela gigi dibersihkan setidaknya selama satu menit.

Catatan: Anda dapat menghentikan aliran air selama penggunaan dengan menekan tombol on/off pada Cordless Power Flosser.


Catatan: Cordless Power Flosser akan mati otomatis setelah 2 menit.

Catatan: Jika Anda ingin mengisi ulang penampung air selama penggunaan, matikan alat saat mengisi ulang penampung air dan kemudian lanjutkan membersihkan gigi yang belum dibersihkan sampai semua ruang di sekitar dan di sela-sela gigi dibersihkan setidaknya selama satu menit.

Membersihkan Kawat Gigi dengan Nozel Quad Stream



- 1 Untuk membersihkan di sekitar kawat gigi, letakkan ujung nozel di atas tiap kawat gigi.



- 2 Gerakkan ujung nozel dengan hati-hati mengitari sekitar kawat gigi dengan gerakan melingkar kecil sebelum pindah ke kawat gigi di gigi selanjutnya.

Setiap kali selesai digunakan

- 1 Matikan Cordless Power Flosser.
- 2 Lepaskan dan kosongkan penampung air

- 3 Lepaskan nozel dari gagang dengan menekan tombol lepas nozel di bagian atas gagang.
- 4 Bilas nozel di bawah air keran
- 5 Keringkan sisa air dari nozel, bagian luar gagang, dan penampung air
- 6 Pasang kembali nozel ke gagang atau gunakan fitur penyimpanan nozel dalam penampung air (lihat "Penyimpanan").

Catatan: Untuk memudahkan pengeringan, usahakan penutup lubang pengisian samping penampung air tetap terbuka atau bongkar Cordless Power Flosser setelah setiap kali selesai digunakan.

Pengisian daya

Status Baterai



Cordless Power Flosser ini dirancang untuk melakukan setidaknya 25 sesi membersihkan gigi, dengan setiap sesi berlangsung selama 1 menit.

Indikator baterai akan menunjukkan status baterai setiap kali selesai membersihkan gigi, atau saat Anda menjeda Power Flosser.

Catatan: Alat akan otomatis mati setelah digunakan selama 2 menit.

Ketika Power Flosser sedang mengisi daya

Status baterai	Indikator baterai
Penuh	Menyala hijau terus-menerus
Mengisi daya	Berkedip hijau

Catatan: Indikator baterai akan berkedip sampai daya terisi penuh. Setelah daya terisi penuh ketika masih ditancapkan, lampu akan menyala hijau selama 30 detik sebelum kemudian mati

Ketika Power Flosser tidak mengisi daya

Status baterai	Indikator baterai
Penuh	Menyala hijau terus-menerus

Sedang	Berkedip hijau
Rendah	Berkedip kuning
Kosong	Berkedip kuning selama 5 detik dan Power Flosser mati secara otomatis

Catatan: Ketika indikator baterai lemah ditampilkan, Power Flosser ini dirancang untuk bisa melakukan setidaknya 3 sesi membersihkan gigi, dengan setiap sesi berlangsung selama 1 menit.

Membersihkan

Cordless Power Flosser harus dibersihkan seminggu sekali. Bersihkan alat dan aksesorinya sebagai berikut. Aksesoris dapat bervariasi tergantung model.

Peringatan: Jangan membersihkan Cordless Power Flosser saat kabel pengisi daya dan adaptor masih terhubung. Cabut alat dan tutup port pengisian daya sebelum membersihkannya.

Penampung air

Lepaskan penampung air dengan hati-hati dari Cordless Power Flosser dengan cara memutarinya. Penampung air dapat dicuci dengan tangan menggunakan air hangat dan sabun lembut atau dibersihkan di rak paling atas mesin cuci piring.

Gagang

Jika perlu, bersihkan bagian luar gagang dengan kain lap dan sabun yang lembut.

Nozel

- Pembersihan rutin: Lepaskan nozel dari gagang. Bilas ujungnya dengan air hangat.
- Tiap beberapa bulan, atau jika nozel Anda tersumbat: Rendam nozel di wadah dengan larutan yang terbuat dari 2 bagian air dan 1 bagian cuka selama 5 menit. Bilas nozel dengan air hangat.

Komponen internal, selang, dan gagang

Isilah penampung air dengan air hangat dan tambahkan cuka 1-2 sendok makan. Arahkan nozel ke wastafel lalu hidrupkan Cordless Power Flosser agar larutan rata

menjangkau seluruh bagian Cordless Power Flosser sampai penampung air kosong. Bilas berulang kali dengan penampung air yang penuh dengan air hangat bersih.

Wadah Penyimpanan Nozel

Wadah penyimpanan dapat dicuci dengan tangan menggunakan air hangat dengan sabun lembut atau dibersihkan di rak paling atas mesin cuci piring.

Kantung pembawa


Bersihkan kantong penyimpanan dengan kain lap lembut dan campuran air hangat dengan sabun lembut. Lap kantong penyimpanan dengan kain hingga kering.

Penyimpanan


Penyimpanan Nozel dalam Penampung Air


Cordless Power Flosser dirancang sedemikian rupa sehingga Anda dapat menyimpan satu nozel yang dipasang dari bagian bawah gagang Cordless Power Flosser ke dalam penampung air. Untuk menggunakan fungsi ini:

- 1 Putar untuk melepas penampung air.



- 2 Lepaskan nozel dengan menekan tombol pelepas nozel di belakang gagang.





- 3 Pasang bagian bawah nosel ke bagian bawah Power Flosser.

- 4 Putar penampung air untuk memasang kembali.

Catatan: Pastikan bagian dalam penampung air dan nosel benar-benar kering sebelum menggunakan fungsi ini.

Catatan: Untuk memudahkan pengeringan, usahakan penutup lubang pengisian samping penampung air tetap terbuka atau bongkar Cordless Power Flosser setelah setiap kali selesai digunakan.

Catatan: Jika Anda tidak akan menggunakan produk untuk waktu yang lama, cabut produk dari stopkontak listrik, bersihkan alat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung.

Peringatan: Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam penampung air. Khususnya, jangan menyimpan kabel pengisi daya atau adaptor dinding di dalam penampung air

Penggantian

Ganti nosel tiap 6 bulan atau segera jika nosel rusak. Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka **philips.com** atau kunjungi dealer Philips Sonicare terdekat.

Melihat nomor model

Lihat kemasan untuk mengetahui nomor model dari alat Anda.

Seri 2000 - (untuk semua model HX3801, HX3822)

Seri 3000 - (untuk semua model HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Garansi dan dukungan

Untuk informasi produk, dukungan, dan petunjuk pengguna online, harap kunjungi: **www.philips.com/support** atau baca leaflet garansi internasional.

Batasan garansi

Ketentuan garansi internasional tidak mencakup hal berikut:

- Penampung air
- Nozel
- Kerusakan akibat penggunaan komponen pengganti atau nozel yang tidak resmi.
- Kerusakan akibat kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kelalaian, perubahan, atau perbaikan tidak resmi
- Kerusakan dan keausan normal, termasuk cuil, tergores, lecet, perubahan warna, atau memudar

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.

Melepaskan baterai isi ulang bawaan

BERISI BATERAI ION LITIUUM ISI ULANG. HARUS DIDAUR ULANG ATAU DIBUANG DENGAN BENAR.

Baterai isi ulang bawaan harus dilepas oleh profesional yang berkualifikasi saat pembuangan produk. Petunjuk untuk mengeluarkan baterai isi ulang bawaan dapat dilihat di **www.philips.com/support**.

Maklumat keselamatan penting

Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius.

Amaran

- Pastikan pengecas berada jauh dari air.
- Selepas membersihkan, pastikan pengecas telah kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkannya ke soket dinding.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.
- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas USB yang dibekalkan bersama produk.
- Jangan cas produk ini di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Untuk mengelakkan kecederaan fizikal, jangan isi takungan dengan air panas. Jangan masukkan objek asing ke dalam takungan.
- Altitud maksimum penggunaan ialah 4500 meter.
- Produk ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi dan gusi. Jangan gunakannya untuk apa-apa tujuan lain. (sebagai cth. mata, hidung dan telinga).

AMARAN PERUBATAN

- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.
- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.
- Cas dan gunakan produk pada suhu antara 5 °C hingga 40 °C.

Arahan keselamatan bateri

- Perkakas ini mengandungi bateri yang hanya boleh ditanggalkan oleh orang yang berkemahiran.
- Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius. Aksesori yang dibekalkan mungkin berbeza-beza untuk produk berlainan.
- Hanya gunakan aksesori dan barangan pakai habis Philips yang asli. Hanya gunakan unit bekalan boleh tanggal WAAxxxx.
- Jauhkan produk dan bateri daripada api dan jangan dedahkan kepada cahaya matahari langsung atau suhu tinggi.

- Jika produk menjadi panas secara luar biasa atau mengeluarkan bau, berubah warna atau jika pengecasan memakan masa yang lebih lama daripada biasa, berhenti menggunakan serta mengecas produk dan hubungi pengedar Philips tempatan anda.
- Jangan letakkan produk dan baterinya dalam ketuhar gelombang mikro atau pada dapur induksi.
- Jangan buka, ubah suai, tebuk, rosakkan atau merungkas produk atau bateri untuk mengelak bateri daripada memanas atau melepaskan bahan toksik atau berbahaya. Jangan pintaskan litar, terlebih cas atau melakukan pengecasan berbalik pada bateri.
- Perkakas ini mengandungi bateri yang tidak boleh digantikan. Apabila bateri hampir mencapai penghujung hayat, perkakas tersebut harus dilupuskan dengan betul, lihat bahagian tentang kitar semula.
- Untuk mengelakkan litar pintas bateri yang tidak disengajakan selepas pengeluaran, jangan biarkan terminal bateri tersentuh objek logam (mis. syiling, pin rambut, cincin). Jangan balut bateri dengan kerajang aluminium. Tampilkan pita pelekat pada terminal bateri atau letakkan bateri di dalam beg plastik sebelum dibuang.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Pengenalan

Selamat datang ke Philips! Tahniah kerana membeli Sonicare Cordless Power Flosser baharu anda. Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di philips.com/welcome.

Tujuan Penggunaan

Philips Sonicare Cordless Power Flosser ialah penyembur oral yang bertujuan untuk menanggalkan plak dan sisa

makanan di celah-celah gigi dan permukaan gigi untuk mengurangkan kerosakan gigi dan menambah baik serta menjaga kesihatan gusi. Produk ini bertujuan untuk penggunaan pengguna di rumah, biasanya digunakan sekurang-kurangnya sekali sehari. Penggunaan oleh kanak-kanak hendaklah dengan pengawasan orang dewasa.


Philips Sonicare Power Flosser Anda

- 1 Muncung
- 2 Pemutar muncung
- 3 Butang pelepas muncung
- 4 Butang on/off
- 5 Penanda keamatan
- 6 Butang kekuatan
- 7 Penunjuk mod (Model tertentu sahaja)
- 8 Butang mod (Model tertentu sahaja)
- 9 Lampu penunjuk bateri
- 10 Port/penutup pengecasan
- 11 Simpanan Muncung Dalam Takungan
- 12 Takungan
- 13 Pintu pengisian takungan
- 14 Bekas muncung (Model tertentu sahaja)
- 15 "Pau kembara" (Model tertentu sahaja)
- 16 Kabel pengecasan USB-A
- 17 Penyesuai kuasa USB-A (Model tertentu sahaja)

Nota: Kandungan kotak ini mungkin tidak termasuk semua item yang ditunjukkan pada konfigurasi produk yang dibeli.

Muncung

Untuk melihat jenis muncung yang anda miliki, semak kod di dasar muncung. Setiap jenis muncung menyediakan manfaat yang berbeza.



Label muncung	F1	F2	F3
Nama Muncung	Muncung Standard	Muncung Comfort	Muncung Quad Stream
Manfaat	Muncung Standard dengan satu aliran air untuk menanggalkan kotoran dan plak.	Muncung getah lembut untuk keselesaan dan kemudahan penempatan bagi mereka yang mempunyai gusi sensitif.	Muncung getah lembut yang menghalakan air ke dalam aliran berbentuk pangkah yang menanggalkan plak dengan cemat untuk pembersihan rapi dan mudah.

Nota: Kandungan kotak ini mungkin tidak termasuk semua item yang ditunjukkan pada konfigurasi produk yang dibeli.

Mod dan keamatan

Mod (Model khusus sahaja)




Bergantung pada model anda, Cordless Power Flosser anda dilengkapi dengan satu atau dua mod yang berbeza. Jika anda mempunyai peranti dengan dua mod, tekan butang mod untuk beralih antara mod Clean (bersih) standard dengan mod Deep Clean (bersih teliti) untuk memilih mod yang anda inginkan. Sekiranya anda mempunyai peranti dengan satu mod, ia sudah berada dalam mod Clean (bersih).

Clean (2000 dan 3000 Series)

Mod ini, dengan perentak, menyediakan tekanan air tetap untuk pembersihan yang hebat.

Perentak ini mengisyaratkan masa anda perlu beralih ke bahagian yang seterusnya pada mulut anda melalui jeda aliran air setiap 15 saat.

Cordless Power Flosser ini dilengkapi dengan perentak yang diaktifkan.

**Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan perentak**

Dengan mematikan Cordless Power Flosser, tekan dan tahan butang pemilihan keamatan selama 3 saat.

- Apabila dinyahaktifkan, lampu penunjuk bateri akan berkelip kuning sekali
- Apabila diaktifkan, lampu penunjuk bateri akan berkelip hijau dua kali

Deep clean (3000 Series)

Mod ini menggunakan teknologi Pulse Wave, untuk memandu anda dari gigi ke gigi, menggunakan denyutan air yang kuat dan lembut untuk membersihkan secara menyeluruh.

Dengan teknologi Pulse Wave, aliran air meningkat dan berkurangan dengan keamatan, memberikan jeda yang singkat supaya anda boleh mengalih muncung ke ruang yang seterusnya antara gigi anda.

Keamatan

Cordless Power Flosser anda dilengkapi dengan tiga tetapan keamatan yang berlainan. Untuk menukar keamatan ke tetapan yang anda sukai, tekan butang keamatan.

Nota: Sebaik-baiknya mulakan penggunaan Power Flosser ini pada keamatan terendah dan tingkatkan keamatan sepanjang beberapa minggu.

Bermula


Mengecas Cordless Power Flosser anda



- 1 Tarik perlahan-lahan dan putar penutup port pengecasan di bahagian belakang Cordless Power Flosser untuk membuka port pengecasan.

- 2 Pasangkan kabel USB-A ke port pengecasan di bahagian belakang Cordless Power Flosser.

Nota: Pastikan pemegang perkakas kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkan kabel USB-A.



- 3 Sambungkan kabel USB-A ke dalam penyesuai dinding USB 5V.

Nota: Penyesuai dinding tidak disertakan dalam semua model. Hanya gunakan penyesuai 5V IPX4.



- 4 Penunjuk bateri berkelip semasa mengecas (lihat "Pengecasan").

Nota: Masa sehingga 8 jam mungkin diperlukan untuk mengecas bateri sepenuhnya, tetapi anda boleh menggunakan Cordless Power Flosser sebelum perkakas dicas sepenuhnya.

Nota: Pasang semula penutup port pengecasan pada Cordless Power Flosser apabila tidak dicas secara aktif.

Mengisi Takungan

Isi takungan dengan air suam. Terdapat dua cara mudah untuk mengisi takungan.

Nota: Semasa mengisi takungan, jangan melebihi garis pengisian maksimum.

Nota: Keluarkan pengecas daripada Cordless Power Flosser sebelum mengisi takungan dan menggunakan peranti.


Pilihan 1:

Angkat bahagian selak atas ke sisi takungan dan isikan takungan melalui port pengisi sisi cepat.




Pilihan 2:


- 1 Pulas untuk menanggalkan takungan dan isi takungan melalui bukaan mulut yang lebar.
- 2 Isi takungan.



- 3 Pulas takungan untuk memasang semula.




Memasukkan dan menanggalkan muncung



Masukkan muncung pilihan anda ke dalam pemegang. Tekan muncung tersebut ke bawah sehingga anda mendengar bunyi "klik".

Nota: Pastikan muncung dimasukkan sepenuhnya dan siram dengan bahagian atas peranti.



Untuk menanggalkan muncung, tekan butang pelepas muncung dan tarik muncung daripada pemegang.

Menggunakan Cordless Power Flosser anda


- 1 Sebelum menghidupkan peranti, halakan hujung muncung ke sink. Tekan butang hidup/mati pada pemegang untuk menghidupkan Cordless Power Flosser. Biarkan air menyembur ke dalam sink. Matikan peranti setelah air dikeluarkan daripada peranti.
- 2 Letakkan hujung muncung ke dalam mulut anda. Bongkok pada sink dan tutup bibir anda sedikit mencakupi hujung muncung bagi mengelak percikan. Tinggalkan ruang yang secukupnya untuk air mengalir daripada mulut anda ke dalam sink.






- 3 Tekan butang hidup/mati pada pemegang untuk menghidupkan Cordless Power Flosser.
- 4 Dengan Cordless Power Flosser dihidupkan:

Nota: Jangan tekan butang pelepas muncung semasa penggunaan.

- a Letakkan hujung muncung di atas baris gusi pada sudut 90°.



Nota: Untuk muncung Quad Stream tekan dengan perlahan supaya hujung muncung bersentuhan dengan baris gusi dan gigi.



- b Bermula dari belakang gigi anda di rahang atas atau bawah anda, lungsur hujung muncung sepanjang baris gusi dan jeda seketika antara setiap gigi.

- c Terus membersihkan kedua-dua bahagian dalam (15 saat) dan luar (15 saat) gigi anda selama 30 saat dalam satu lengkungan mulut anda.

Nota: Ingat untuk membersihkan bahagian dalam gigi anda.

Nota: Anda boleh menggunakan Pemutar Muncung untuk memutar dan meletakkan hujung muncung bagi membersihkan bahagian dalam gigi anda.


- d Ulangi pada lengkungan lain mulut anda selama 15 saat pada bahagian dalam dan 15 saat pada bahagian luar sehingga semua ruang di sekeliling dan antara gigi anda telah dibersihkan untuk jumlah masa sekurang-kurangnya satu minit.

Nota: Anda boleh menghentikan aliran air semasa digunakan dengan menekan butang hidup/mati pada Cordless Power Flosser.


Nota: Cordless Power Flosser akan mati secara automatik selepas 2 minit.

Nota: Sekiranya anda memilih untuk mengisi semula takungan semasa digunakan, matikan peranti semasa mengisi semula takungan dan kemudian angkat dari tempat yang anda tinggalkan sehingga semua ruang di sekitar dan di antara gigi anda telah dibersihkan sekurang-kurangnya satu minit.

Membersihkan Pendakap Ortodontik dengan Muncung Quad Stream



- 1 Untuk membersihkan sekeliling pendakap ortodontik, letakkan hujung muncung di atas setiap pendakap.



- 2 Putarkan hujung muncung dengan perlahan di sekeliling pendakap dalam bulatan kecil sebelum beralih ke pendakap gigi yang seterusnya.

Selepas setiap penggunaan

- 1 Matikan Cordless Power Flosser.
- 2 Tanggalkan dan Kosongkan takungan
- 3 Tanggalkan muncung daripada pemegang dengan menolak butang pelepas muncung di atas pemegang
- 4 Bilas muncung di bawah paip
- 5 Keringkan apa-apa lebih air daripada muncung, bahagian luar pemegang dan takungan
- 6 Masukkan muncung kembali ke dalam pemegang atau gunakan ciri (lihat "Penyimpanan") simpanan muncung di dalam takungan.

Nota: Untuk memudahkan pengeringan, pastikan pintu port pengisi sisi takungan terbuka atau biarkan Cordless Power Flosser dibongkar antara penggunaan.

Pengecasan

Status Bateri

Cordless Power Flosser ini reka bentuk untuk menyediakan sekurang-kurangnya 25 sesi memflos, setiap sesi berlangsung selama 1 minit.



Petunjuk bateri menunjukkan status bateri semasa anda selesai sesi memflos atau ketika anda menjeda Power Flosser.

Nota: Peranti akan mati selepas penggunaan selama 2 minit.

Semasa Power Flosser sedang dicas

Status bateri	Penanda bateri
Penuh	Hijau tetap
Mengecas	Hijau berkelip

Nota: Penunjuk bateri akan berkelip sehingga dicas sepenuhnya. Apabila ia tercas sepenuhnya semasa dipasang, lampu akan bertukar menjadi hijau pekat selama 30 saat dan kemudian akan padam

Apabila Power Flosser tidak dicas

Status bateri	Penanda bateri
Penuh	Hijau tetap
Sederhana	Hijau berkelip
Rendah	Kuning berkelip
Kosong	Berkelip kuning selama 5 saat dan Power Flosser mati secara automatik

Nota: Apabila penunjuk bateri rendah muncul, Power Flosser direka bentuk untuk menyediakan sekurang-kurangnya 3 sesi memflos, setiap sesi berlangsung selama 1 minit.

Pembersihan

Cordless Power Flosser perlu dibersihkan seminggu sekali. Bersihkan peranti dan aksesori seperti berikut. Aksesori mungkin berbeza mengikut model.

Amaran: Jangan bersihkan Cordless Power Flosser semasa kabel pengecas dan penyesuai terpasang.

Cabut palam peranti dan tutup penutup port pengecasan sebelum membersihkan.

Takungan

Keluarkan takungan dengan perlahan-lahan daripada Cordless Power Flosser dengan memulas. Takungan boleh dibersihkan dengan tangan menggunakan air suam dan sabun yang lembut atau dicuci dalam mesin pada rak atas pencuci pinggan mangkuk.

Pemegang

Sekiranya perlu, anda boleh membersihkan pemegang dengan mengelap dengan kain lembut dan sabun lembut.

Muncung

- Pembersihan berkala: Keluarkan muncung daripada pemegang. Bilas hujung di bawah air suam.
- Setiap beberapa bulan, atau jika muncung tersumbat: Rendam muncung di dalam bekas yang mengandungi 2 bahagian air dan 1 bahagian cuka selama 5 minit. Bilas muncung dengan air suam.

Komponen dalaman, hos dan pemegang

Isi takungan dengan air suam dan tambah 1-2 sudu besar cuka putih. Halakan muncung ke sink dan hidupkan Cordless Power Flosser untuk melakukan larutan ini melalui unit Cordless Power Flosser sehingga takungan kosong. Bilas dengan mengulangi dengan takungan yang dipenuhi air suam yang bersih.

Bekas Simpanan Muncung

Bekas simpanan boleh dibersihkan dengan tangan menggunakan air suam dengan sabun lembut atau dicuci pada rak atas mesin pencuci pinggan mangkuk.

Kantung perjalanan


Bersihkan kantung perjalanan dengan mengelap dengan kain lembut dan campuran air suam dengan sabun lembut. Lap kantung perjalanan dengan kain untuk mengeringkan kantung.

Penyimpanan


Simpanan Muncung Dalam Takungan

Cordless Power Flosser anda direka sedemikian rupa sehingga anda dapat menyimpan satu muncung yang digantung dari bahagian bawah pemegang Cordless Power Flosser ke dalam takungan. Untuk menggunakan fungsi ini:


- 1 Pulas takungan untuk menanggalkan.




- 2 Tanggalkan muncung dengan menekan butang pelepas muncung di belakang pemegang.



- 3 Masukkan bahagian bawah muncung ke bahagian bawah Power Flosser.



- 4 Pulas takungan untuk memasang semula.



Nota: Pastikan anda mengeringkan bahagian dalam takungan dan muncung sebelum menggunakan fungsi ini.

Nota: Untuk memudahkan pengeringan, pastikan pintu port pengisi sisi takungan terbuka atau biarkan Cordless Power Flosser dibongkar antara penggunaan.

Nota: Sekiranya anda tidak akan menggunakan produk untuk tempoh yang lama, cabut palam pengecas daripada alur keluar elektrik, bersihkan produk dan

simpan di tempat yang dingin dan kering yang jauh dari cahaya matahari.

Amaran: Jangan letakkan barang lain di dalam takungan. Khususnya, jangan simpan kabel pengecas atau penyesuai dinding di dalam takungan

Penggantian

Gantikan muncung setiap 6 bulan atau dengan segera apabila rosak. Untuk membeli aksesori atau alat ganti, lawati **philips.com** atau pergi ke penjual Philips Sonicare tempatan anda.

Mencari nombor model

Lihat pada kotak untuk mendapatkan nombor model peranti anda.

2000 Series - (untuk semua model HX3801, HX3822)

3000 Series - (untuk semua model HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Jaminan dan sokongan

Untuk maklumat produk, sokongan dan arahan pengguna dalam talian, sila lawati: **www.philips.com/support** atau baca risalah waranti antarabangsa.

Had waranti

Terma waranti sedunia tidak meliputi yang berikut:

- Takungan
- Muncung
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak diizinkan atau muncung yang tidak dibenarkan.
- Kerosakan disebabkan penyalahgunaan, pengabaian, pengubahsuaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan
- Haus dan lusuh yang biasa termasuklah terserpih, tercalar, las, perubahan warna atau kepudaran

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan bateri secara berasingan.

Penanggalan bateri boleh cas semula terbina dalam

MENGANDUNGI SEL ION LITUM BOLEH CAS SEMULA.
MESTILAH DIKITAR SEMULA ATAU DILUPUSKAN
DENGAN BETUL.

Bateri boleh cas semula yang terbina dalam mesti ditanggalkan oleh profesional yang berkelayakan semasa produk dibuang. Petunjuk untuk penanggalan bateri yang boleh cas semula terbina dalam boleh didapati di www.philips.com/support.

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงแบบ-
เตอร์และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ให้อ้างอิงในคราวต่อไป
การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้

คำเตือน

- เก็บแท่นชาร์จให้ห่างจากน้ำ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว
ควรจุ่มให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จแห้งสนิทก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับเต้ารับ-
บนผนัง
- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกาย ไม่สมบูรณ์
ประสาทสัมผัส ไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัย
และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา โดย ไม่มีการควบคุมดูแล
ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องมือ
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริโภคกันตัวของ Philips
ใช้แท่นชาร์จ USB ได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน
- อย่าชาร์จผลิตภัณฑ์กลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางร่างกาย ห้ามเติมน้ำมันลงในที่เก็บน้ำ
ห้ามใส่สิ่งแปลกปลอมลงในที่เก็บน้ำ
- ความสูงในการใช้งานเครื่องสูงสุดอยู่ที่ 4,500 เมตร
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นและเช็ดก้นเท่านั้น
ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น (ตัวอย่างเช่น ตา จมูก และหู)

คำเตือนด้านการแพทย์

- หยดีใช้เครื่องและปรึกษาทันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมา
เกิน 1 ไปหลังการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1
สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึก ไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากคุณเคยผ่านการผ่าตัดหรือหัตถการภายในช่องปากในช่วง
ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้งาน
- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆ
ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน
- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องมือ
- เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล
และ ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการค้า-
นินทางการทางทันตกรรมได้
- ชาร์จไฟและใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้โดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
- โปรดอ่านข้อมูลนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยในครัวเรือน
- กรุณาไปในพื้นที่ที่ผู้ใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้ อุปกรณ์เสริมที่ใหม่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคของแท้ของ Philips เท่านั้น เชื้ออุปกรณ์จ่ายไฟ WAAxxxx ที่สามารถถอดออกได้เท่านั้น
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้ และห้ามให้ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี หรือใช้เวลาชาร์จนานปกติ ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อ Philips
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟหรือบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามเปิด ดัดแปลง เจาะ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายอย่าทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จไฟเกิน หรือชาร์จไฟกลับด้าน
- เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ จำเป็นต้องกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุ สามารถดูข้อมูลได้ในส่วนการรีไซเคิล
- เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจหลังการถอดอย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เหรียญ ที่หนีบผม แหวน) อย่าหอบแบตเตอรี่ด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียม ติดเทปซ่อมแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกกอนทิ้ง

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips

เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อมูลเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับสู่ Philips ขอแสดงความยินดีกับ Sonicare Cordless Power Flosser ตัวใหม่ของคุณ

เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ philips.com/welcome

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

Philips Sonicare Cordless Power Flosser

เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดของปากที่ใช้สำหรับขจัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดแน่นระหว่างฟันและที่ผิวฟัน เพื่อลดฟันผุ

รวมถึงบำรุงและรักษาสุขภาพเหงือก

อุปกรณ์นี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์โดยปกติใช้อย่างน้อยวันละครั้ง การใช้งานของเด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

Philips Sonicare Power Flosser ของคุณ

- 1 หัวฉีด
- 2 ตัวหมุนหัวฉีด
- 3 ปุ่มปลดหัวฉีด
- 4 ปุ่มเปิด/ปิด
- 5 ไฟแสดงความแรง
- 6 ปุ่มความแรง
- 7 สัญลักษณ์ไฟแสดงโหมด (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- 8 ปุ่มโหมด (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- 9 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 10 พอร์ตชาร์จ/ฝาครอบ
- 11 การจับกับหัวฉีดในที่เก็บน้ำ
- 12 ที่เก็บน้ำ
- 13 ฝาเดิมที่เก็บน้ำ
- 14 กล่องหัวฉีด (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- 15 กระเป๋าดัดเก็บสำหรับพกพา (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- 16 สายชาร์จ USB-A
- 17 อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า USB-A (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)


หมายเหตุ: อุปกรณ์ในกล่องอาจไม่มีรายการทั้งหมดที่แสดง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ข้อ

หัวฉีด

หากต้องการทราบว่าหัวฉีดของคุณเป็นประเภทใด

โปรดดูที่ฐานของหัวฉีด

หัวฉีดแต่ละประเภทให้คุณประโยชน์ที่ต่างกัน



ป้ายหัวฉีด	F1	F2	F3
ชื่อหัวฉีด	หัวฉีด Standard	หัวฉีด Comfort	หัวฉีด Quad Stream
ประโยชน์	หัวฉีด Standard ที่ให้น้ำเป็นสายเดี่ยวเพื่อขัดเศษอาหารและคราบพลัค	หัวฉีดเป็นยางนิ่มเพื่อความสะดวกและง่ายในการวางตำแหน่งสำหรับผู้ที่เหงือกที่บอบบาง	หัวฉีดยางนิ่มที่ให้น้ำไหลเป็นสายน้ำรูปกากบาทซึ่งจะช่วยจะทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนสำหรับการทำความสะอาดหมดจดได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: อุปกรณ์ในกล่องอาจไม่มีรายการทั้งหมดที่แสดง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

โหมดและความแรง

โหมด (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)




Cordless Power Flosser มีโหมดที่แตกต่างกัน 1 หรือ 2 โหมด โดยขึ้นอยู่กับรุ่น หากคุณมีอุปกรณ์ที่มีสองโหมด ให้กดปุ่มโหมดเพื่อสลับและเลือกโหมดที่คุณต้องการระหว่างการโหมด Clean มาตรฐานและโหมด Deep Clean หากคุณมีอุปกรณ์ที่มีหนึ่งโหมด อุปกรณ์นั้นอยู่ในโหมด Clean อยู่แล้ว

Clean (2000 Series และ 3000 Series)

โหมดนี้พร้อมตัวนับจังหวะจะให้แรงดันน้ำต่อเนื่องเพื่อการทำมาความสะอาดที่ยอดเยี่ยม

ตัวนับจังหวะจะช่วยเตือนให้คุณเลื่อนอุปกรณ์ไปยังส่วนถัดไปของช่องปาก โดยการหยุดการไหลของน้ำชั่วคราวทุก 15 วินาที

Cordless Power Flosser นี้มาพร้อมกับตัวนับจังหวะที่เปิดใช้งานอยู่



หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานตัวนับจังหวะ

เมื่อเปิด Cordless Power Flosser แล้ว

ให้กดปุ่มเลือกความถี่ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

- เมื่อปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเหลืองหนึ่งครั้ง
- เมื่อเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีเขียวสองครั้ง

Deep Clean (3000 Series)

โหมคนี้ใช้เทคโนโลยี Pulse Wave เพื่อนำทางการแปรงฟันไปที่ละเอียด โดยใช้การสั่นสะท้อนของน้ำที่แรงแต่มนวลเพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

เทคโนโลยี Pulse Wave

จะทำให้การไหลของน้ำมีความแรงเพิ่มขึ้นและลดลง

โดยหยุดไหลเป็นช่วงสั้นๆ ในระหว่างนั้น

ซึ่งคุณสามารถเลื่อนหัวฉีดไปยังส่วนถัดไประหว่างฟันของคุณได้

ความแรง




Cordless Power Flosser ของคุณสามารถตั้งค่าความแรงได้สามระดับ หักต่อการเปลี่ยนการตั้งค่าความแรงเป็นระดับที่คุณต้องการ ให้กดปุ่มความแรง

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้เริ่มใช้ Power Flosser

นี้ที่ความแรงต่ำสุดและเพิ่มความแรงขึ้นหลังจากใช้แล้วเป็นเวลาสองสามสัปดาห์

เริ่มต้นใช้งาน


การชาร์จ Cordless Power Flosser



- 1 ค่อยๆ ดึงและหมุนฝาครอบพอร์ตชาร์จที่ด้านหลังของ Cordless Power Flosser เพื่อเปิดพอร์ทชาร์จ

- 2 เสียบสาย USB-A เข้ากับพอร์ตชาร์จที่ด้านหลังของ Cordless Power Flosser

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับแห้งสนิทก่อนเสียบสาย USB-A



3 เสียบสาย USB-A เข้ากับอะแดปเตอร์ตีดผนัง USB 5V

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ตีดผนังมีให้ในบางรุ่นเท่านั้น ใช้อะแดปเตอร์ IPX4 แบบ 5V เท่านั้น

4 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบในขณะชาร์จ (ดู "การชาร์จแบตเตอรี่")

หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาถึง 8 ชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม แต่คุณสามารถใช้ Cordless Power Flosser ก่อนที่จะชาร์จให้พจนเต็มได้

หมายเหตุ: นำผ้าถูรอบพอร์ตชาร์จใส่ไว้ที่เดิมบน Cordless Power Flosser เมื่อไม่ได้ชาร์จไฟ

การเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำ

เติมน้ำอุ่นลงในที่เก็บน้ำ มีวิธีเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำง่ายๆ สองวิธี


หมายเหตุ: เมื่อเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำ ระวังอย่าให้น้ำเกินเส้นระดับสูงสุด

หมายเหตุ: ถอดแท่นชาร์จออกจาก Cordless Power Flosser ก่อนที่จะเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำและใช้งานอุปกรณ์

ตัวเลือก 1:

ยกเพื่อพลิกด้านบนของที่เก็บน้ำไปด้านหลังและเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำผ่านของเติมน้ำแบบควนที่ด้านข้าง

ตัวเลือก 2:




1 ปิดเพื่อถอดที่เก็บน้ำและเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำผ่านช่องเติมน้ำที่กว้างขึ้น

2 เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำ

3 ปิดที่เก็บน้ำเพื่อติดกลับเข้าไปใหม่


การใส่และถอดหัวฉีด



ใส่หัวฉีดที่คุณต้องการเข้ากับด้ามจับ
กดหัวฉีดลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงดัง "คลิก"

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่หัวฉีดเข้าไปจนสุดและเสมอกับด้านบนของอุปกรณ์



หากต้องการถอดหัวฉีด ให้กดปุ่มปลดหัวฉีดและดึงหัวฉีดออกจากด้ามจับ

การใช้ Cordless Power Flosser




- ก่อนที่จะเปิดอุปกรณ์ ให้หันหัวฉีดไปยังอ่างน้ำ
กดปุ่มเปิด/ปิดที่ด้ามจับเพื่อเปิด Cordless Power Flosser
ปล่อยให้เครื่องพ่นน้ำลงอ่างน้ำ ปิดเครื่องเมื่ออุปกรณ์พ่นน้ำหมดแล้ว
- นำปลายหัวฉีดเข้าไปในช่องปาก
โน้มตัวเหนืออ่างน้ำและหุบริมฝีปากตรงส่วนที่มีปลายหัวฉีดเล็กน้อย-
เพื่อป้องกันการกระเด็น
ให้เหลือที่ว่างพอที่จะหันน้ำไหลออกจากปากลงอ่างน้ำ






- กดปุ่มเปิด/ปิดที่ด้ามจับเพื่อเปิด Cordless Power Flosser
- เมื่อเปิด Cordless Power Flosser:

หมายเหตุ: ห้ามกดปุ่มปลดหัวฉีดขณะกำลังใช้งาน



- จัดตำแหน่งของปลายหัวฉีดให้อยู่เหนือขอบเหงือกทำมุม 90°

หมายเหตุ: สำหรับหัวฉีด Quad Stream ให้กดเบาๆ
เพื่อให้ปลายหัวฉีดสัมผัสกับขอบเหงือกและฟัน



- b เริ่มจากฟันด้านหลังในกรามบนหรือกรามล่าง เลื่อนปลายหัวฉีดไปตามขอบเหงือกและหยุดชั่วคราวระหว่างฟันแต่ละซี่

- c ทำความสะอาดต่อเนื่องทั้งด้านใน (15 วินาที) และด้านนอก (15 วินาที) ของฟันของคุณโดยใช้เวลารวม 30 วินาทีต่อหนึ่งโคงแนวฟัน

หมายเหตุ: โปรดอย่าลืมทำความสะอาดด้านในของฟันของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตัวหมุนหัวฉีดเพื่อหมุนและจัดตำแหน่งปลายหัวฉีดเพื่อทำความสะอาดด้านในของฟันของคุณ

- d ทำซ้ำกับโคงแนวฟันอื่นในช่องปากเป็นเวลา 15 วินาทีสำหรับด้านในและ 15 วินาทีสำหรับด้านนอกจนกระทั่งบริเวณระหว่างฟันและรอบๆ ฟัน ได้รับการทำความสะอาด เป็นเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 1 นาที


หมายเหตุ: คุณสามารถหยุดการไหลของน้ำขณะใช้ ได้โดยกดปุ่มเปิด/ปิดบน Cordless Power Flosser

หมายเหตุ: Cordless Power Flosser จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 2 นาที


หมายเหตุ: หากคุณต้องการเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำขณะใช้ ให้ปิดอุปกรณ์ในขณะที่เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำ และแปรงฟันต่อจนกระทั่งบริเวณระหว่างฟันและรอบๆ ฟัน ได้รับการทำความสะอาด เป็นเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 1 นาที

ทำความสะอาดขายึดสำหรับทันตกรรมจัดฟันด้วยหัวฉีด Quad Stream

- 1 โปรดวางปลายหัวฉีดเหนือขายึดแต่ละอันเพื่อทำความสะอาดรอบๆ ขายึดสำหรับทันตกรรมจัดฟัน



- 2 ค่อยๆ หมุนปลายหัวฉีดเป็นวงกลมเล็กๆ ไปรอบๆ ขายึด ก่อนที่จะย้าย ไปยังขายึดของฟันซี่ถัดไป



หลังเลิกใช้งานในแต่ละครั้ง

- 1 ปิด Cordless Power Flosser
- 2 ถอดที่เก็บน้ำและเทน้ำออกให้หมด
- 3 ถอดหัวฉีดออกจากตามจับโดยกดปุ่มปลดหัวฉีดที่ด้านบนของตามจับ
- 4 ล้างทำความสะอาดหัวฉีดโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน
- 5 เช็ดน้ำส่วนเกินจากหัวฉีด ด้านนอกของตามจับ และที่เก็บน้ำ
- 6 ใส่หัวฉีดกลับเข้าไปในตามจับหรือใช้คุณสมบัติการจัดเก็บหัวฉีดในที่เก็บน้ำ (ดู "การจัดเก็บ")

หมายเหตุ:

ให้เปิดฝาปิดพอร์ตเติมน้ำด้านข้างทิ้งไว้หรือถอดแยกชิ้นส่วนของ Cordless Power Flosser ระหว่างการใช้งานเพื่อช่วยใหแห้งเร็วขึ้น

การชาร์จแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่



Cordless Power Flosser นี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างน้อย 25 รอบการขัดฟัน โดยแต่ละรอบจะใช้เวลา 1 นาที ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อคุณเสร็จสิ้นรอบการขัดฟัน หรือเมื่อคุณหยุดใช้ Power Flosser ชั่วคราว

หมายเหตุ: อุปกรณ์จะจะปิดการทำงานหลังจากใช้งานไป 2 นาที

เมื่อ Power Flosser กำลังชาร์จไฟ

สถานะของแบตเตอรี่

สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่

เต็ม

สีเขียวส่องสว่าง

การชาร์จ

สีเขียวกะพริบ

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบจนกว่าจะชาร์จเต็ม

เมื่อชาร์จไฟเต็มในขณะที่เสียบปลั๊ก

ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวส่องสว่างเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้น ไฟจะดับลง

เมื่อ Power Flosser ไม่ได้ชาร์จ

สถานะของแบตเตอรี่	สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
เต็ม	สีเขียวสองสว่าง
ปานกลาง	สีเขียวกะพริบ
ต่ำ	สีแดงกะพริบ
ว่าง	ไฟสีแดงกะพริบเป็นเวลา 5 วินาทีและ Power Flosser จะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำปรากฏขึ้น Power Flosser จะใช้งาน โดยอย่างน้อย 3 รอบการขัดฟัน โดยแต่ละรอบจะใช้เวลา 1 นาที

การทำความสะอาด

จำเป็นต้องทำความสะอาด Cordless Power Flosser สัปดาห์ละครั้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมดังนี้
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

คำเตือน: ห้ามทำความสะอาด Cordless Power Flosser ขณะต่อสายชาร์จและอะแดปเตอร์
ถอดปลั๊กอุปกรณ์และปิดฝาครอบพอร์ตชาร์จก่อนทำความสะอาด

ที่เก็บน้ำ

ค่อยๆ ถอดที่เก็บน้ำออกจาก Cordless Power Flosser โดยการบิด ที่เก็บน้ำสามารถล้างทำความสะอาดด้วยมือโดยใช้สบู่และสบู่อ่อนหรือทำความสะอาดในตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจาน

คัมจับ

หากจำเป็น

คุณสามารถทำความสะอาดคัมจับโดยการเช็ดด้วยผ้านุ่มและสบู่อ่อน
หัวฉีด

- การทำความสะอาดเป็นประจำ: ถอดหัวฉีดออกจากคัมจับ ล้างทำความสะอาดปลายหัวฉีดโดยเปิดน้ำอุ่นไหลผ่าน
- ทุกๆ สองถึงสามเดือน หรือหากหัวฉีดของคุณอุดตัน:
แช่หัวฉีดในภาชนะที่มีน้ำ 2 ส่วน น้ำส้มสายชู 1 ส่วน เป็นเวลา 5 นาที ล้างหัวฉีดด้วยน้ำอุ่น

ส่วนประกอบภายใน สายฉีดล้าง และคัมจับ

เติมน้ำอุ่นลงในที่เก็บน้ำและเสนา่สมสายสีขาว 1-2 ข้อนใต้
หันหัวฉีดไปยังอ่างน้ำและเปิด Cordless Power Flosser

เพื่อให้่ายใหลผ่าน, Cordless Power Flosser จนกระทั่งที่เก็บน้ำแห้ง
ล้างโดยทำซ้ำด้วยน้ำอุ่นที่สะอาดเต็มที่เก็บน้ำ

กล่องเก็บหัวฉีด

กล่องเก็บหัวฉีดสามารถล้างทำความสะอาดด้วยมือในน้ำอุ่นและสบู่อ่อน
หรือทำความสะอาดในตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจาน

กระเป๋าล้างเก็บสำหรับพกพา

ทำความสะอาดกระเป๋าล้างเก็บสำหรับพกพาโดยการเช็ดด้วยผ้านุ่มและน้ำอุ่นผ-
สมสบู่อ่อน เช็ดกระเป๋าล้างเก็บสำหรับพกพาด้วยผ้าแห้ง

การจัดเก็บ

การจัดเก็บหัวฉีดในที่เก็บน้ำ


Cordless Power Flosser

ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บหัวฉีดหนึ่งหัวที่ถอดจากด้านล่างของ-
ตามจับของ Cordless Power Flosser ไว้ในที่เก็บน้ำได้
หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้:

1 ปิดที่เก็บน้ำเพื่อถอดออก




2 ถอดหัวฉีดออกโดยกดปุ่มปลดหัวฉีดที่ด้านหลังของด้ามจับ



3 ใส่ด้านล่างของหัวฉีดเข้าที่ด้านล่างของ Power Flosser

62 ภาษาไทย



4 บิดที่เก็บน้ำเพื่อติดกลับเข้าไปใหม่

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านในของที่เก็บน้ำและหัวฉีดแห้งดีแล้วก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้

หมายเหตุ:

ให้เปิดฝาปิดพอร์ตเติมน้ำด้านข้างทั้งไว้หรือถอดแยกชิ้นส่วนของ Cordless Power Flosser ระหว่างการใช้งานเพื่อช่วยให้แห้งเร็วขึ้น

หมายเหตุ: หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า

ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น โดยไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

คำเตือน: ห้ามเก็บสิ่งของอื่นๆ ไว้ในที่เก็บน้ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามเก็บสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ติดผนังไว้ในที่เก็บน้ำ

การเปลี่ยนอะไหล่

เปลี่ยนหัวฉีดทุก 6 เดือนหรือทันทีหากชำรุด

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่ philips.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips Sonicare ในพื้นที่ของคุณ

ค้นหาหมายเลขรุ่น

ดูหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ได้ที่กล่องบรรจุภัณฑ์

2000 Series - (สำหรับรุ่น HX3801, HX3822 ทั้งหมด)

3000 Series - (สำหรับรุ่น HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 ทั้งหมด)

การรับประกันและสนับสนุน

โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความช่วยเหลือและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานในรูปแบบออนไลน์ได้ที่:

www.philips.com/support

หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแนบเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

ข้อจำกัดในการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบบทั่วโลกจะไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

- ที่เก็บน้ำ
- หัวฉีด
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเซหัวฉีดที่ไม่ได้รับอนุญาต

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเมิดเงื่อนไขการใช้ การแก้ไขโดยละเอียดและปริมาณ การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การชำรุดและการฉีกขาดที่เกิดขึ้นโดยปกติ ซึ่งรวมถึงการแตกกะเทาะ รอยครูด รอยขีดข่วน สีเปลี่ยนหรือสีซีดจาง

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไปทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัว

ประกอบด้วยเซลล์ลิเธียม ไอออนแบบชาร์จไฟใหม่ได้
ต้องรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างเหมาะสม
ต้องถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อถึงผลิตภัณฑ์
สามารถดูคำแนะนำสำหรับการถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวได้ที่ www.philips.com/support

중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

경고

- 충전기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 세척 후, 충전기를 완전히 건조시킨 다음에 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 본 장비를 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 또한 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 제품과 함께 제공된 USB 충전기만 사용하십시오.
- 제품을 실외 또는 발열하는 표면 근처에서 충전하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.
- 신체에 상해를 입을 수 있으므로 급수통에 뜨거운 물을 채우지 마십시오. 급수통에 이물질을 넣지 마십시오.
- 최대 사용 고도는 4,500미터입니다.
- 본 제품은 치아와 잇몸 세정을 하기 위한 용도로만 설계되었습니다. 다른 용도로는 사용하지 마십시오. (예를 들어 눈, 코, 귀 등에 사용해서는 안 됩니다.)

의료 경고

- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이 지나도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 사용하십시오.

- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 제품은 5°C~40°C 사이의 온도에서 충전 및 사용하는 것이 좋습니다.

배터리 안전 지침

- 이 제품에는 기술자만 분리할 수 있는 배터리가 포함되어 있습니다.
- 본래 용도만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 및 소모품만 사용하십시오. 분리형 전원 공급 장치 WAAxxxx만 사용하십시오.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 제품과 배터리를 전자기장에 넣거나 또는 인덕션 위에 올리지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.
- 본 제품에는 교체 불가형 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리 수명이 다한 경우 제품은 적절한 방법으로 폐기해야 합니다. 재활용에 관한 섹션을 참조하세요.
- 배터리를 분리한 후 실수로 배터리가 단락되는 것을 방지하려면 배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀, 고리)에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 호일로 포장하지 마십시오. 배터리 단자를 테이프로 붙이거나 비닐 봉지에 배터리를 넣은 후에 폐기하십시오.

EMF (전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

소개

필립스 소닉케어 무선 파워플로서를 구입해주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 최대한 누리시려면
philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

용도

필립스 소닉케어 무선 파워플로서는 충치를 예방하고 잇몸 건강을 개선하고 유지하기 위해 치간과 치아 표면의 플라그 및 음식 잔여물을 제거하기 위한 목적의 구강 세정기입니다. 본 제품은 소비자가 가정에서 일반적으로 하루에 한 번 이상 사용하도록 만들어진 제품입니다. 어린이는 성인의 감독 하에 제품을 사용해야 합니다.


필립스 소닉케어 파워플로서

- 1 노즐
- 2 노즐 회전자
- 3 노즐 분리 버튼
- 4 전원 버튼
- 5 강도 표시등
- 6 강도 조절 버튼
- 7 모드 표시등 (특정 모델만 해당)
- 8 모드 버튼 (특정 모델만 해당)
- 9 배터리 표시등
- 10 충전 포트/커버
- 11 급수통 내 노즐 보관
- 12 급수통
- 13 급수통 주입 도어
- 14 노즐 케이스 (특정 모델만 해당)
- 15 여행용 파우치 (특정 모델만 해당)
- 16 USB-A 충전 케이블
- 17 USB-A 전원 어댑터 (특정 모델만 해당)

참고: 제품 구성품에는 구매한 제품의 구성에 따라 표시된 항목 중 일부가 포함되지 않을 수도 있습니다.

노즐

사용 중인 노즐의 유형을 확인하려면 노즐 하단의 코드를 확인하십시오. 각각의 노즐 유형에 따라 제공되는 기능이 다릅니다.




노즐 라벨	F1	F2	F3
노즐 명칭	스탠다드 노즐	컴포트 노즐	퀵스트림 노즐
기능	음식 잔여물과 플라그를 제거하기 위해 하나의 물줄기를 분사하는 스탠다드 노즐입니다.	잇몸이 민감한 사람도 편안하고 쉽게 사용할 수 있는 부드러운 고무 노즐입니다.	부드러운 고무 노즐이 물을 십자형 물줄기로 분사하여 플라그를 부드럽게 제거하며 쉽고 꼼꼼하게 세정합니다.

참고: 제품 구성품에는 구매한 제품의 구성에 따라 표시된 항목 중 일부가 포함되지 않을 수도 있습니다.

모드 및 강도


모드(특정 모델만 해당)



무선 파워플로서는 모델에 따라 하나 또는 두 가지 모드가 장착되어 있습니다. 두 가지 모드가 있는 기기의 경우 모드 버튼을 눌러 Clean 모드와 Deep Clean 모드 중 원하는 모드를 선택할 수 있습니다. 모드가 하나인 기기는 Clean 모드로 설정되어 있습니다.

Clean(2000 및 3000 시리즈)

이 모드는 페이스서를 사용하며 탁월한 세정을 위해 일정한 수압을 제공합니다.



페이서는 15초마다 물 흐름이 잠깐씩 중단되면서 언제 입 안의 다음 부분으로 옮겨가야 하는지를 알려 줍니다.
이 무선 파워플로서는 페이서가 활성화된 상태로 제공됩니다.

페이서 활성화 또는 비활성화 방법

무선 파워플로서를 끈 상태로 강도 조절 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.

- 비활성화되면 배터리 표시등이 황색으로 한 번 깜박입니다.
- 활성화되면 배터리 표시등이 녹색으로 두 번 깜박입니다.

Deep Clean (3000 시리즈)

이 모드는 펄스웨이브 기술을 사용하여 치아 세정 후 다음 치아로 안내하며, 강력하고 부드러운 물 분사를 통해 꼼꼼하게 세정합니다.

펄스웨이브 기술을 통해 물 흐름의 강도가 증가했다가 감소하며, 흐름이 잠시 멈출 때 치아 사이의 다음 부분으로 노즐을 이동시킬 수 있습니다.

강도




무선 파워플로서에는 세 가지 강도 설정이 있습니다. 원하는 강도 설정으로 변경하려면 강도 조절 버튼을 누르십시오.


참고: 본 파워플로서를 처음 사용할 때는 가장 낮은 강도부터 시작하여 몇 주에 걸쳐 강도를 높이는 것이 좋습니다.

시작하기

무선 파워플로서 충전하기




- 1 무선 파워플로서 뒷면의 충전 포트 커버를 가볍게 당기고 돌려 충전 포트가 보이게 합니다.



- 2** 무선 파워플로서 뒷면의 USB-A 포트에 충전 케이블을 꽂습니다.

참고: 핸들을 완전히 건조시킨 다음에 USB-A 케이블을 연결하십시오.



- 3** USB-A 케이블을 5V USB 벽면 어댑터에 연결합니다.

참고: 일부 모델에는 벽면 어댑터가 포함되어 있지 않습니다. 5V IPX4 어댑터만 사용하십시오.

- 4** 충전 중에는 배터리 표시등이 깜박입니다 (보기 "충전").

참고: 배터리가 완전히 충전되려면 최대 8시간이 걸리지만, 완전히 충전되지 않아도 무선 파워플로서를 사용할 수 있습니다.

참고: 효과적으로 충전되지 않는 경우에는 무선 파워플로서의 충전 포트 커버를 교체하십시오.

급수통 채우기

급수통에 미온수를 채우십시오. 급수통을 채우는 간단한 방법 두 가지는 다음과 같습니다.

참고: 급수통을 채울 때 최대 수위를 넘지 않도록 하십시오.


참고: 무선 파워플로서에서 충전기를 분리한 후 급수통을 채우고 기기를 사용하십시오.

옵션 1:

급수통 측면에 있는 밀어올리는 마개를 들어올리고 빠른 측면 주입구를 통해 급수통을 채웁니다.




옵션 2:



- 1 넓은 입구를 통해 급수통을 채울 수 있도록 급수통을 돌려 분리합니다.
- 2 급수통을 채웁니다.
- 3 급수통을 돌려 다시 부착합니다.

노즐 끼우기 및 분리



핸들에 원하는 노즐을 끼웁니다. "딸깍" 소리가 날 때까지 노즐을 누릅니다.


참고: 노즐이 끝까지 끼워지고 기기 상단에 맞게 평평한지 확인합니다.

노즐을 분리하려면 노즐 분리 버튼을 누르고 핸들에서 노즐을 당겨 빼냅니다.

무선 파워플로서 사용하기

- 1 기기를 켜기 전에 노즐 끝부분을 세면대로 향하게 합니다. 핸들의 전원 버튼을 눌러 무선 파워플로서를 켭니다. 물이 세면대로 분사되도록 합니다. 기기에서 물이 배출되면 기기를 끕니다.
- 2 입 안으로 노즐 끝부분을 넣습니다. 세면대 위로 몸을 기울인 후 노즐 끝부분 위를 입술로 덮어서 물이 튀지 않게 하십시오. 입에서 세면대로 물이 흐르도록 충분한 공간을 확보하십시오.






3 핸들의 전원 버튼을 눌러 무선 파워플로서를 켭니다.


4 무선 파워플로서를 켜 상태로 다음을 수행합니다.

참고: 사용 중 노즐 열림 버튼을 누르지 마십시오.




a 노즐 끝부분을 잇몸선 바로 위에 90° 각도로 놓습니다.

참고: 쿼드스트림 노즐의 경우 노즐 끝부분이 잇몸선과 치아에 닿도록 부드럽게 누릅니다.




b 위턱 또는 아래턱의 뒤쪽 치아에서 시작하여 잇몸선을 따라 노즐 끝부분을 밀면서 각 치아 사이에서 잠시 멈춥니다.



c 입의 한 치열궁(치아들이 형성하는 활 모양의 치아 배열)에서 총 30초 동안 치아 안쪽(15초)과 바깥쪽(15초)을 계속 세정합니다.

참고: 치아 안쪽을 반드시 세정해야 합니다.

참고: 노즐 회전자를 통해 노즐 끝부분을 돌리고 배치하여 치아 안쪽을 세정할 수 있습니다.




d 입의 다른 치열궁에 대해서도 안쪽 15초와 바깥쪽 15초를 반복하여 총 1분 이상 치아 주변과 치아 사이의 모든 공간을 세정합니다.

참고: 무선 파워플로서의 전원 버튼을 누르면 사용 중에 물줄기를 멈출 수 있습니다.


참고: 2분이 지나면 무선 파워플로서의 전원이 자동으로 꺼집니다.

참고: 사용 중에 급수통을 다시 채우려면 기기를 끄고 급수통을 채우십시오. 이후 멈췄던 부분에 이어서 세정하여 치아 주변과 치아 사이의 모든 공간을 적어도 1분 이상 세정합니다.

퀵스트림 노즐로 교정기 브래킷 세정하기



- 1 교정기 브래킷 주위를 세정하려면 각 브래킷 위에 노즐 끝부분을 놓습니다.



- 2 노즐 끝부분으로 브래킷 주위에 작은 원을 그리며 부드럽게 돌린 후 다음 치아의 브래킷으로 이동합니다.

사용 후

- 1 무선 파워플로서의 전원을 끕니다.
- 2 급수통을 분리해 비웁니다.
- 3 핸들 상단의 노즐 분리 버튼을 눌러 핸들에서 노즐을 분리합니다.
- 4 수도물로 노즐을 헹굽니다.
- 5 노즐, 핸들 외부 및 급수통에 남아 있는 물기를 말립니다.
- 6 노즐을 다시 핸들에 끼우거나 급수통 내 노즐 보관 기능을 사용합니다 (보기 "보관").

참고: 보다 간편하게 말리려면 급수통 측면 주입구 뚜껑을 열어 두거나 사용 후 무선 파워플로서를 분해하십시오.

충전

배터리 잔량



이 무선 파워플로서는 최소 25회의 세정 세션을 제공하도록 설계되었으며, 각 세션은 1분 동안 지속됩니다.

배터리 표시등은 세정 세션을 완료하거나 파워플로서를 중지할 때 배터리 잔량을 표시합니다.

참고: 기기는 2분 사용 후에 꺼집니다.

파워플로서가 충전 중인 경우

배터리 잔량

배터리 표시등

완전 충전	녹색
충전 중	녹색 깜박임
참고: 완전히 충전될 때까지 배터리 표시등이 깜박입니다. 연결되어 있는 동안 완전히 충전되면 표시등이 30초 동안 녹색으로 유지된 후 꺼집니다.	
파워플로서가 충전 중이 아닌 경우	
배터리 잔량	배터리 표시등
완전 충전	녹색
중간	녹색 깜박임
부족	황색 깜박임
방전	황색으로 5초 동안 깜박인 후 파워플로서가 자동으로 꺼짐
참고: 배터리 표시등에 배터리 잔량이 적음이 나타나는 경우, 파워플로서는 최소 3회의 세정 세션을 제공하도록 설계되었으며, 각 세션은 1분 동안 지속됩니다.	

세척

무선 파워플로서는 일주일에 한 번 세척해야 합니다. 다음과 같이 기기와 액세서리를 세척하십시오. 액세서리는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

경고: 무선 파워플로서를 충전 코드와 어댑터가 꽂혀 있는 동안에는 세척하지 마십시오. 기기의 코드를 뽑고 충전 포트 커버를 닫은 후 세척하십시오.

급수통

급수통을 돌려서 무선 파워플로서에서 조심스럽게 분리합니다. 급수통은 따뜻한 물과 중성 비누로 손 세척하거나 식기세척기 맨 위 칸에 놓고 세척할 수 있습니다.

핸들

필요한 경우 부드러운 천과 중성 비누로 닦아서 핸들을 세척할 수 있습니다.

노즐

- 정기적 세척: 핸들에서 노즐을 제거합니다. 따뜻한 물로 끝부분을 행급니다.

- 몇 개월마다 또는 노즐이 막힌 경우: 식초와 물을 1대 2의 비율로 섞은 용기에 노즐을 5분 동안 담가 놓습니다. 따뜻한 물로 노즐을 행급니다.

내부 부품, 호스 및 핸들

급수통에 따뜻한 물과 백식초 1~2큰술을 넣습니다. 노즐을 세면대로 향하게 하고 무선 파워플로서의 전원을 켜서 급수통이 비워질 때까지 무선 파워플로서를 통해 용액이 흐르도록 합니다. 깨끗하고 따뜻한 물로 반복해서 급수통을 가득 채워 행급니다.

노즐 보관 케이스

보관 케이스는 따뜻한 물과 중성 비누로 손 세척하거나 식기세척기 맨 위 칸에 놓고 세척할 수 있습니다.

여행용 파우치

부드러운 천과 중성 비누를 푼 따뜻한 물로 닦아서 여행용 파우치를 세척하십시오. 천으로 여행용 파우치를 닦아 말립니다.

보관


급수통 내 노즐 보관


무선 파워플로서는 무선 파워플로서 핸들 바닥에 노즐 하나를 매달아 급수통에 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 이 기능의 사용 방법은 다음과 같습니다.

- 1 급수통을 돌려 분리합니다.



- 2 핸들 뒷면의 노즐 분리 버튼을 눌러 노즐을 분리합니다.





3 파워플로서 바닥에 노즐 아래쪽을 끼웁니다.

4 급수통을 돌려 다시 부착합니다.

참고: 반드시 급수통 내부와 노즐이 마른 상태에서 노즐 보관 기능을 사용하십시오.

참고: 보다 간편하게 말리려면 급수통 측면 주입구 뚜껑을 열어 두거나 사용 후 무선 파워플로서를 분해하십시오.

참고: 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 코드를 뽑고 깨끗하게 닦은 다음 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.

경고: 급수통에 다른 물건을 넣지 마십시오. 특히 충전 코드나 벽면 어댑터를 급수통에 보관하지 마십시오.

교체

6개월마다 노즐을 교체하거나 손상된 경우에는 즉시 교체하십시오. 액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면 **philips.com**을 방문하거나 해당 지역 필립스 소닉케어 판매처에 문의하십시오.

모델 번호 찾기

상자를 보면 기기의 모델 번호를 찾을 수 있습니다.
2000 시리즈 - (모든 HX3801, HX3822 모델에 해당)
3000 시리즈 - (모든 HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 모델에 해당)

품질 보증 및 지원

제품 정보, 지원 및 온라인 사용자 지침을 보려면 **www.philips.com/support**를 방문하거나 국제 보증서를 읽어 보십시오.

보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 급수통
- 노즐
- 정품이 아닌 교체품 또는 노즐의 사용으로 인한 손상

- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찢개짐, 굽힘, 마모, 변색, 탈색 등 일반적인 마모 및 손상

재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

내장 충전식 배터리 분리

리튬-이온 충전 셀을 포함한 제품입니다. 재활용하거나 적절히 폐기해야 합니다.

제품을 폐기할 때는 자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식 배터리를 분리해야 합니다. 내장 충전식 배터리 분리에 대한 지침은 www.philips.com/support에서 찾을 수 있습니다.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

www.philips.com/Sonicare

©2023 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300009920881(04/04/2023)

