



PHILIPS

sonicare

For Kids







English 6

Bahasa Indonesia 21

Bahasa Melayu 37

ภาษาไทย⁵⁴

한국어 75

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Keep the chargers away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use charger provided with the product.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. If the cord is damaged, replace the charger with a new one.
- Do not use the chargers outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.

MEDICAL WARNINGS

- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.

- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Battery safety instructions

- This appliance contains batteries that are only removable by skilled persons.
- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables.
- Only use detachable supply unit HX61xx
- Charge and use the product at a temperature between 0 °C and 40 °C (32°F and 104 °F).
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.


- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on recycling.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Storage and transportation conditions

Temperature -10°C to 60°C (14 °F to 140 °F).

The following symbols may appear on the product:

Read Operator's Manual.



Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used. (HX61xx)

Intended Use

Sonicare for Kids toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. Sonicare for Kids power toothbrushes are intended for personal use. Use by children should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare (Fig 1.)

- 1 Handle
- 2 Battery indicator

- 3 Power On/off button
- 4 Panel for sticker
- 5 Brushing mode button with mode lights

Accessories:

- 6 Brush head cap
- 7 Brush head(s)
- 8 Charging base
- 9 Sticker
- 10 Travel case

Note: The accessories and features of different models vary. For example some models come with a travel case or are equipped with Bluetooth.

Sonicare app - Getting started

Download the Sonicare For Kids App to support healthy habit building. The App is compatible with wide range of iOS and Android (TM) smart devices.

Note: If your device is not Bluetooth capable you can still use the Sonicare For Kids app on iOS and Android (TM) smart devices to enhance your brushing experience.

To start using the Sonicare app:

- 1 Download the Sonicare For Kids app to your mobile device.
- 2 Ensure that Bluetooth for your device is turned on.
- 3 Open the app and follow the steps.
- 4 To connect your toothbrush with the app, turn on the toothbrush by pressing either the power on/off button or the brushing mode button.

Note: Make sure the toothbrush is not on the charger when you turn it on.

- 5 Create a Philips account for the parent dashboard via the app. Complete firmware update, if prompted, to access the latest improvements and features.
- 6 The app automatically connects with the toothbrush. If the toothbrush does not connect, follow the troubleshooting steps provided in the app.

Note: Keep your mobile device close to your toothbrush when you use your toothbrush. Make sure your mobile device is safe in a dry place.


App features

The Sonicare For Kids App provides the following features:

- Ability to track brushing patterns of child
- Parent Dashboard
 - Used to view brushing patterns of child.
 - Used to provide rewards when child has brushed without the App.
 - Used to provide credit to continue brushing streak or fix a brushing streak.

Getting started

Applying your favorite sticker




The Sonicare For Kids comes with replaceable stickers.

- 1 Apply your favorite sticker on the handle.

Note: Make sure you line up the cut-out areas on the sticker with the buttons on the front of the handle. Make sure the handle is clean and stickers are fully pressed onto the handle with no air gaps to ensure full adhesion.

Attaching the brush head



- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.



- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it will not go any further.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle.


Using your Philips Sonicare for Kids toothbrush

If you are using your Sonicare for Kids toothbrush for the first time, it is normal to feel more vibration than when


using a non-electric toothbrush. It is common for first-time users to apply too much pressure. Only apply gentle pressure and let the toothbrush do the brushing for you. Please follow the brushing instructions below for the best experience. To help you transition to your new Sonicare for Kids power toothbrush, it comes with the EasyStart feature activated. This feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you adapt to brushing with a Philips Sonicare for Kids toothbrush.

Note: For children under age 8, it is recommended that a parent or adult caregiver perform toothbrushing.

Brushing instructions




- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.




- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees). Pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.




- 3 Press the power on/off button to switch on the Philips Sonicare.



- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.



- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.
- 6 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where extra attention is needed. You can also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer.

Note: Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces (brush heads wear out sooner when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns, veneers) if they are properly adhered and not compromised.

KidPacer



To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the KidPacer feature. The KidPacer divides the brushing time into 4 equal segments and indicates when you should move to the next area. The segments are indicated with a short tune. The toothbrush automatically stops at the end of a brushing session with a congratulatory tune.

Note: Instruct your child to brush until they hear the congratulatory tune and the toothbrush switches off.

Modes

	Low mode	High mode
Benefit	Reduced power mode used for training and introducing younger children to the sonic experience.	Full-strength mode designed for older/independent brushers.

Recommended brush head	Sonicare for Kids Sonic Toothbrush Head	Sonicare for Kids Sonic Toothbrush Head
Total brushing time	2 minutes (see KidTimer)	2 minutes
How to brush		

Features

- KidPacer
- KidTimer
- EasyStart

KidPacer

The KidPacer is an interval timer that helps your child to brush evenly through the mouth by dividing your mouth into 4 sections.

KidTimer

- The KidTimer plays a congratulatory tune at the end of the pre-determined brushing time. Additionally, the KidTimer automatically switches off the handle when the brushing cycle is complete.
- When in high mode, the KidTimer is set at 2 minutes.
- When in low mode, the KidTimer is set at 1 minute and slowly increases over time. This slow increase in brushing time helps young children reach the dentist-recommended 2 minutes of brushing.

Note: Instruct your child to brush until they hear the congratulatory tune and the toothbrush switches off.

EasyStart

This Philips Sonicare model comes with the EasyStart feature activated. The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to brushing with the Philips Sonicare.


Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly advance through the EasyStart ramp-up cycle.

To deactivate EasyStart (see 'Activating or deactivating features').

Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the EasyStart feature:

Step 1: Place the handle on the charging stand.



Step 2: Press and hold power button for 2 seconds.

If you hear 1 beep, then the EasyStart feature has been deactivated.

OR

If you hear 2 beeps, then the EasyStart feature has been activated.

Step 3: Let go of the power button when you hear beep.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Charging and battery status

This Philips Sonicare for Kids toothbrush is designed to provide at least 28 brushing sessions, each session lasting 2 minutes (14 days if used twice per day) on a fully charged battery. The battery indicator shows the battery status when you complete the 2-minute brushing session, when you pause the toothbrush, or while it is charging.

Note: It can take up to 24 hours to fully charge the battery before first use, but you can use the Philips Sonicare toothbrush before it is fully charged.

Charging on charger

- 1 Plug the charger into an electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
 - The handle emits 2 short beeps to confirm that the handle is placed properly.
 - The flashing light of the battery indicator shows that the toothbrush is charging.
 - When the handle is fully charged on the charger, the battery indicator lights up green for 10 seconds and then switches off.

Battery status

Battery status (handle on plugged-in charger)

When the handle is placed on the charger, the battery indicator shows the battery level.

Battery status	Battery indicator
Charging	Flashes green.
Full	Lights up in solid green for 10 seconds and then switches off.

Battery status (when handle is not placed on charger)

When the toothbrush is awake, the battery indicator light on the power buttons shows the battery level.

Battery status	Battery indicator	Sound
Full	Lights up in green	-
Low	Flashes green	The handle emits 3 beeps after brushing
Empty	Flashes green	The handle emits 2 sets of beeps after brushing


Note: To save energy, the battery indicator will switch off when not in use.

Note: When the battery is completely empty, the toothbrush switches off. Place the toothbrush on the charger to charge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your toothbrush on the charger when not in use.

Cleaning

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Note: Do not tap the handle on the sink to remove excess water.

Brush head



- 1 Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week. Rinse the travel cap as often as needed.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Travel case

Rinse with warm water and use a damp cloth to clean inside of travel case.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Only use Sonicare for Kids replacement brush heads.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible Cause	Solution
I cannot fully attach the brush head. There is a gap between the brush head and handle.		This gap is normal and is needed for the brush head to vibrate appropriately.
My Philips Sonicare toothbrush vibration is less powerful than before.	The adaptive intensity function has been activated, the pressure sensor has been activated, or the intensity was accidentally changed.	Turn off the adaptive intensity and/or the pressure sensor function, and/or raise the intensity level by pressing the intensity indicator light to the desired level.
My Philips Sonicare toothbrush is missing parts.	The missing parts are not included with the model you purchased.	The accessories and the number of brush head attachments are dependent on the model number you have purchased. You can find the HX model number at the bottom of your handle to identify what comes with your handle.

Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Sonicare toothbrush handle for the model number (HX63XX).

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- In mouth attachments including brush heads and nozzles.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.

Removing the rechargeable battery

CONTAINS LITHIUM-ION RECHARGEABLE CELL. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.



Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.


When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.


To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare for Kids and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Sonicare for Kids.
- 2 Remove and discard the brush head.
- 3 Insert a screwdriver into the slot located in the bottom of the handle and turn counterclockwise until you see a gap between the bottom cap and the handle.
- 4 Insert the screwdriver into the gap and pry the bottom cap out of the handle.
- 5 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.






- 6 Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.



- 7 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.



- 8 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Informasi keselamatan penting

Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari. Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius.

Peringatan

- Jauhkan pengisi daya dari air.
- Setelah dibersihkan, pastikan pengisi daya benar-benar kering sebelum Anda menyambungkannya ke stopkontak listrik.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Hanya gunakan aksesoris atau barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan pengisi daya yang disertakan bersama produk.
- Komponen di dalam alat ini tidak dapat diperbaiki sendiri oleh pengguna. Jika alat rusak, hentikan penggunaan dan hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Jika kabelnya rusak, ganti dengan pengisi daya yang baru.
- Jangan gunakan pengisi daya di luar ruangan atau di dekat permukaan yang panas.
- Jangan bersihkan bagian apa pun dari produk dalam mesin cuci piring.

- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi, gusi, dan lidah.

PERINGATAN MEDIS

- Hentikan penggunaan kepala sikat dengan bulu yang sudah rusak atau bengkok. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan atau lebih sering jika terlihat tanda-tanda kerusakan.
- Hindari kontak langsung dengan produk yang berisi minyak esensial atau minyak kelapa. Kontak dapat menyebabkan sikat terlepas.
- Berhenti menggunakan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi/dokter jika terjadi perdarahan berlebihan setelah menggunakan alat, jika perdarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan, atau jika Anda merasa tidak nyaman atau sakit.
- Jika rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau alat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen alat implan sebelum penggunaan.
- Jika khawatir dengan kesehatan Anda, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Alat adalah perangkat perawatan pribadi dan bukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi gigi.

Petunjuk keselamatan baterai

- Alat ini berisi baterai yang hanya boleh dilepas oleh orang yang ahli.
- Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi ini dengan cermat sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari. Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius. Aksesoris yang disertakan dapat berbeda, bergantung pada produk.
- Hanya gunakan aksesoris dan barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan unit catu daya yang dapat dilepas-pasang HX61xx


- Isi daya dan gunakan produk pada suhu antara 0 °C dan 40 °C (32 °F dan 104 °F).
- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk memanaskan atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan letakkan produk dan baterainya dalam oven microwave atau di atas kompor induksi.
- Jangan membuka, memodifikasi, menusuk, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanaskan atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Alat ini memiliki baterai yang tidak bisa diganti. Saat masa pakai baterai habis, alat ini harus dibuang dengan benar, lihat bagian tentang daur ulang.
- Jika baterai rusak atau bocor, hindari kontak dengan kulit atau mata. Jika hal ini terjadi, segera bilas hingga bersih dengan air dan cari bantuan medis.

Kondisi penyimpanan dan pengangkutan

Suhu -10 °C hingga 60 °C (14 °F hingga 140 °F).

Simbol berikut mungkin tertera pada produk:

Baca Buku Panduan Operator.



Komponen Catu Daya yang Dapat Dilepas

Pasang: "xxxxxx" menunjukkan nomor model pengisi daya yang resmi digunakan. (HX61xx)

Tujuan Penggunaan

Sikat gigi Sonicare for Kids ditujukan untuk membersihkan plak yang melekat dan sisa makanan di gigi, mengurangi kerusakan gigi, serta meningkatkan dan menjaga kesehatan mulut. Sikat gigi elektrik Sonicare for Kids ditujukan untuk penggunaan pribadi. Penggunaan oleh anak-anak harus dilakukan dengan pengawasan orang dewasa.

Bagian Philips Sonicare (Gbr 1.)

- 1 Gagang
- 2 Indikator baterai
- 3 Tombol daya
- 4 Panel untuk stiker
- 5 Tombol mode penyikatan dengan lampu mode

Aksesori:

- 6 Penutup kepala sikat
- 7 Kepala sikat
- 8 Alas pengisian daya
- 9 Stiker
- 10 Wadah penyimpanan

Catatan: Aksesori dan fitur berbeda-beda tergantung model. Sebagai contoh, beberapa model dilengkapi dengan travel case atau fungsi Bluetooth.

Aplikasi Sonicare - Memulai

Unduh Aplikasi Sonicare For Kids untuk membantu menciptakan kebiasaan yang sehat. Aplikasi ini kompatibel dengan beragam perangkat pintar iOS dan Android (TM).

Catatan: Jika perangkat Anda tidak mendukung Bluetooth, Anda masih dapat menggunakan aplikasi Sonicare For Kids di perangkat pintar iOS dan Android (TM) untuk meningkatkan pengalaman menyikat gigi.

Untuk mulai menggunakan aplikasi Sonicare:

- 1 Unduh aplikasi Sonicare For Kids ke perangkat seluler Anda.
- 2 Pastikan Bluetooth di perangkat Anda aktif.
- 3 Buka aplikasi dan ikuti langkah-langkahnya.

- 4 Untuk menyambungkan sikat gigi ke aplikasi, hidupkan sikat gigi dengan cara menekan tombol daya atau tombol mode penyikatan.

Catatan: Pastikan sikat gigi tidak tersambung ke pengisi daya saat dihidupkan.

- 5 Buat akun Philips untuk dasbor orang tua melalui aplikasi. Selesaikan pembaruan firmware jika diminta untuk mendapatkan penyempurnaan dan fitur-fitur terbaru.
- 6 Aplikasi akan otomatis terhubung dengan sikat gigi. Jika sikat gigi tidak terhubung, ikuti langkah-langkah penyelesaian masalah yang dijelaskan di dalam aplikasi.

Catatan: Usahakan jarak perangkat seluler Anda dekat dengan sikat gigi saat Anda menggunakannya. Pastikan perangkat seluler Anda diletakkan di tempat yang kering.

Fitur aplikasi

Aplikasi Sonicare For Kids memiliki fitur-fitur berikut ini:

- Kemampuan untuk melacak pola anak dalam menyikat gigi
- Dasbor Orang Tua
 - Untuk melihat pola anak dalam menyikat gigi.
 - Untuk memberikan imbalan ketika anak bisa menyikat gigi tanpa Aplikasi.
 - Untuk memberikan nilai karena melanjutkan menyikat gigi berturut-turut atau memperbaiki kekurangan dalam menyikat gigi.

Persiapan awal

Menempelkan stiker favorit Anda


Sonicare For Kids dilengkapi dengan stiker yang dapat diganti.




- 1 Tempelkan stiker favorit Anda di gagang.

Catatan: Pastikan Anda menyelaraskan area lubang pada stiker dengan tombol pada bagian depan gagang. Pastikan gagang bersih dan stiker ditekan sepenuhnya ke gagang tanpa ada celah udara untuk memastikan perekatan menyeluruh.

Memasang kepala sikat



- 1 Sejajarkan kepala sikat agar bulu sikat menghadap arah yang sama dengan bagian depan gagang.



- 2 Tekan kepala sikat ke arah poros logam hingga terpasang dengan pas.

Catatan: Adanya sedikit celah antara kepala sikat dan gagang merupakan hal yang normal.

Menggunakan sikat gigi Philips Sonicare for Kids


Getaran yang lebih besar akan terasa saat pertama kali menggunakan sikat gigi Sonicare for Kids dibandingkan saat menggunakan sikat gigi konvensional. Biasanya, pengguna pemula akan menekan sikat terlalu kuat saat menyikat gigi. Cukup tekan dengan lembut dan biarkan sikat gigi Anda bekerja. Ikuti petunjuk di bawah untuk menyikat gigi dengan nyaman. Untuk membantu transisi ke sikat gigi elektrik, fitur EasyStart pada sikat gigi Sonicare for Kids baru Anda telah diaktifkan. Fitur ini secara bertahap akan menaikkan kekuatan penyikatan dalam 14 sesi pertama agar Anda terbiasa menggosok gigi dengan sikat gigi Philips Sonicare for Kids.

Catatan: Untuk anak-anak berumur 8 tahun ke bawah, sebaiknya orang tua atau pengasuh dewasa yang menyikatkan giginya.

Instruksi menyikat




- 1 Basahi bulu sikat gigi dan beri sedikit pasta gigi.




- 2 Tempelkan bulu sikat gigi pada gigi dengan posisi agak miring (45 derajat). Tekan dengan kuat hingga bulu sikat menyentuh batas gusi atau sedikit di bawah garis gusi.

Catatan: Jaga bagian tengah sikat agar selalu menyentuh gigi.




- 3 Tekan tombol daya untuk menyalakan Philips Sonicare.



- 4 Dengan lembut, pertahankan posisi bulu sikat pada gigi dan garis gusi. Sikat gigi dengan gerakan kecil maju mundur sehingga bulu sikat mencapai sela-sela gigi. Lanjutkan gerakan ini selama menyikat gigi.

Catatan: Bulu sikat akan sedikit merekah. Tidak disarankan menggosok gigi secara manual seperti halnya menggunakan sikat gigi konvensional.



- 5 Untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan, miringkan gagang sikat setengah tegak dan lakukan beberapa gerakan menyikat vertikal yang tumpang tindih pada setiap gigi.
- 6 Setelah selesai menyikat gigi, Anda dapat menyikat permukaan datar dan area lainnya yang memerlukan pembersihan lebih lanjut. Anda juga dapat menyikat lidah dengan kondisi sikat gigi nyala atau mati sesuai keinginan.

Catatan: Sikat gigi elektrik Philips Sonicare aman bagi gigi berkawat (tetapi kepala sikat berpotensi lebih cepat rusak untuk penggunaan demikian) dan gigi yang direstorasi (tambalan, mahkota/jaket, veneer) selama digunakan dengan benar dan tepat.

KidPacer



Untuk memastikan Anda menyikat gigi secara merata, bagi area mulut menjadi 4 bagian menggunakan fitur KidPacer. KidPacer membagi waktu menyikat gigi menjadi 4 segmen yang sama dan memberi tahu saat Anda harus pindah ke area berikutnya. Peralihan segmen ditandai dengan bunyi nada singkat. Sikat gigi akan otomatis berhenti setelah sesi menyikat gigi selesai, diikuti dengan nada penutup.

Catatan: Latihlah putra-putri Anda untuk menyikat gigi sampai mereka mendengar nada penutup dan sampai sikat gigi mati.

Mode

	Mode rendah	Mode tinggi
Manfaat	Mode daya rendah digunakan untuk melatih dan mengenalkan pengalaman sonik pada anak-anak.	Mode kekuatan penuh dirancang untuk anak yang sudah mahir/mandiri.
Kepala sikat yang direkomendasikan	Kepala Sikat Gigi Sonic Sonicare For Kids	Kepala Sikat Gigi Sonic Sonicare For Kids
Total waktu menyikat gigi	2 menit (lihat KidTimer)	2 menit
Cara menyikat gigi	 	

Fitur

- KidPacer
- KidTimer
- EasyStart

KidPacer

KidPacer adalah pengatur waktu interval yang membantu putra-putri Anda menyikat gigi secara menyeluruh dengan membagi area mulut menjadi 4 bagian.

KidTimer

- KidTimer akan membunyikan nada penutup setelah sesi menyikat gigi yang ditentukan berakhir. Selain itu, KidTimer akan mematikan gagang sikat secara otomatis setelah siklus menyikat gigi selesai.
- Dalam mode tinggi, sesi KidTimer ditetapkan selama 2 menit.
- Dalam mode rendah, sesi KidTimer ditetapkan selama 1 menit dan perlahan makin meningkat seiring waktu. Peningkatan durasi waktu secara bertahap ini membantu putra-putri Anda mencapai waktu menyikat gigi selama 2 menit sesuai saran dokter gigi.

Catatan: Latihlah putra-putri Anda untuk menyikat gigi sampai mereka mendengar nada penutup dan sampai sikat gigi mati.

EasyStart

Model Philips Sonicare ini hadir dengan fitur EasyStart yang diaktifkan. Fitur EasyStart secara perlahan akan menambah intensitas di 14 sikatan pertama agar Anda terbiasa menyikat gigi dengan Philips Sonicare.


Catatan: Masing-masing dari 14 sikatan pertama harus berlangsung setidaknya selama 1 menit agar dapat melanjutkan ke siklus EasyStart yang lebih kencang.

Untuk menonaktifkan EasyStart (lihat “Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur”).

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur EasyStart:

Langkah 1: Letakkan gagang keudukan pengisi daya.



Langkah 2: Tekan terus tombol daya selama 2 detik.

Jika Anda mendengar bunyi bip 1 kali, artinya fitur EasyStart telah dinonaktifkan.

ATAU

Jika Anda mendengar bunyi bip 2 kali, artinya fitur EasyStart telah diaktifkan.

Langkah 3: Lepaskan tombol daya saat terdengar bunyi bip.

Catatan: Menggunakan fitur Easy-start melebihi waktu durasi kencang awal tidak dianjurkan dan akan mengurangi keefektifan Sonicare dalam menghilangkan plak.

Pengisian daya dan status baterai

Sikat gigi Philips Sonicare for Kids ini dapat digunakan untuk minimal 28 kali menyikat gigi, setiap waktu menyikat gigi berdurasi 2 menit (14 hari jika menyikat gigi dua kali sehari) dengan baterai terisi penuh. Indikator baterai akan menunjukkan status baterai setiap kali selesai menyikat gigi selama 2 menit, menunda proses menyikat gigi, atau mengisi daya.

Catatan: Pengisian daya baterai hingga penuh memerlukan waktu maksimal 24 jam sebelum digunakan untuk pertama kali. Namun, Anda dapat menggunakan sikat gigi Philips Sonicare sebelum terisi penuh.

Mengisi daya dengan pengisi daya

- 1 Tancapkan pengisi daya ke stopkontak listrik.
- 2 Pasang gagang ke pengisi daya.
- Gagang mengeluarkan bunyi bip pendek 2 kali untuk mengonfirmasi bahwa pemasangan gagang sudah benar.

- Lampu indikator baterai yang berkedip menunjukkan bahwa sikat gigi sedang mengisi daya.
- Saat gagang yang ada pada pengisi daya sudah terisi daya penuh, indikator baterai akan menyala hijau selama 10 detik, lalu mati.

Status baterai

Status baterai (gagang pada pengisi daya yang terhubung ke sumber listrik)

Jika gagang diletakkan pada pengisi daya, indikator baterai akan menunjukkan level baterai.

Status baterai	Indikator baterai
Mengisi daya	Berkedip hijau.
Penuh	Menyala hijau terus-menerus selama 10 detik, lalu mati.

Status baterai (saat gagang tidak dipasang di pengisi daya)

Saat sikat gigi menyala, lampu indikator baterai pada tombol daya akan menunjukkan level baterai.

Status baterai	Indikator baterai	Berbunyi
Penuh	Menyala hijau	-
Rendah	Berkedip hijau	Gagang akan berbunyi bip 3 kali setelah selesai menyikat gigi
Kosong	Berkedip hijau	Gagang akan berbunyi bip 2 kali setelah selesai menyikat gigi


Catatan: Untuk menghemat energi, indikator baterai akan mati saat sikat tidak digunakan.

Catatan: Saat baterai benar-benar habis, sikat gigi akan mati. Letakkan sikat gigi pada pengisi daya untuk mengisi dayanya.

Catatan: Agar baterai selalu terisi penuh, letakkan sikat gigi Anda pada pengisi daya saat tidak digunakan.

Membersihkan

Gagang sikat gigi




- 1 Lepaskan kepala sikat dan bilas area poros logam dengan air hangat. Pastikan Anda membersihkan sisa-sisa pasta gigi.

Perhatian: Jangan mendorong segel karet pada poros logam dengan benda tajam, hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

- 2 Seka semua permukaan gagang dengan kain lembab.

Catatan: Jangan mengetuk gagang ke wastafel untuk membersihkan sisa air.

Kepala sikat



- 1 Bilas kepala sikat dan bulu sikat setelah digunakan.
- 2 Lepaskan kepala sikat dari gagang dan bilas sambungan kepala sikat dengan air hangat sedikitnya seminggu sekali. Seringlah membilas tutup pelindung dengan frekuensi seperlunya.

Pengisi daya

- 1 Cabut pengisi daya sebelum Anda membersihkannya.
- 2 Seka permukaan pengisi daya dengan kain lembab.

Travel case

Bilas dengan air hangat dan gunakan kain lembab untuk membersihkan bagian dalam travel case.

Penyimpanan

Jika Anda tidak akan menggunakan produk untuk waktu yang lama, cabut produk dari stopkontak listrik, bersihkan alat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung.

Penggantian

Ganti kepala sikat Philips Sonicare setiap 3 bulan untuk memperoleh hasil yang optimal. Gunakan hanya kepala sikat Sonicare For Kids pengganti.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah yang paling umum terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Kepala sikat tidak dapat terpasang dengan rapat. Ada celah antara kepala sikat dan gagang.		Adanya celah ini normal dan diperlukan agar kepala sikat bisa bergetar dengan baik.
Getaran sikat gigi Philips Sonicare tidak sekuat sebelumnya.	Fungsi intensitas adaptif telah diaktifkan, sensor tekanan telah diaktifkan, atau intensitas tidak sengaja diubah.	Matikan intensitas adaptif dan/atau fungsi sensor tekanan, dan/atau tambah level intensitas dengan menekan lampu indikator intensitas ke level yang diinginkan.
Komponen sikat gigi Philips Sonicare saya tidak lengkap.	Komponen yang hilang tersebut tidak disertakan dengan model yang Anda beli.	Aksesori dan jumlah sambungan kepala sikat tergantung nomor model yang Anda beli. Anda dapat menemukan nomor model HX di bagian bawah gagang untuk mengidentifikasi komponen yang disertakan bersama dengan gagang.

Melihat nomor model

Nomor model tertera di bagian bawah gagang sikat gigi Philips Sonicare (HX63XX).

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, silakan kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

PENGECUALIAN GARANSI

Yang tidak tercakup dalam garansi:

- Alat tambahan untuk mulut, termasuk kepala sikat dan nozel.
- Kerusakan akibat penggunaan suku cadang pengganti atau kepala sikat yang tidak resmi.
- Kerusakan akibat kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kelalaian, perubahan, atau perbaikan tidak resmi.
- Kerusakan karena pemakaian normal, seperti geripis, tergores, terkikis, berubah warna, atau memudar.

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.

Baterai isi ulang bawaan **hanya boleh dicopot oleh teknisi yang kompeten** jika alat ini akan dibuang. Pastikan baterai benar-benar habis sebelum dicopot.

Melepas baterai isi ulang

BERISI BATERAI ION LITIUM ISI ULANG. HARUS DIDAUR ULANG ATAU DIBUANG DENGAN BENAR.

Baterai isi ulang bawaan **hanya boleh dicopot oleh teknisi yang kompeten** jika alat ini akan dibuang. Pastikan baterai benar-benar habis sebelum dicopot.


Lakukan tindakan antisipasi yang diperlukan jika Anda menggunakan perkakas untuk membuka alat ini dan saat membuang baterai isi ulang. Pastikan mata, tangan, dan jari Anda terlindungi serta prosesnya dilakukan di area yang aman.

Saat memegang baterai, pastikan tangan Anda, sikat, dan baterai kering.


Agar tidak terjadi korsleting pada baterai secara tidak disengaja setelah dicopot, jauhkan terminal baterai dari benda logam (misalnya koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai menggunakan kertas aluminium. Tutupi terminal baterai dengan selotip atau masukkan ke dalam kantung plastik sebelum dibuang.

Untuk mengeluarkan baterai isi ulang, Anda memerlukan obeng minus (standar). Perhatikan tindakan antisipasi dasar saat mengikuti prosedur yang dijelaskan di bawah.


- 1 Untuk menghabiskan daya baterai isi-ulang, lepaskan gagang dari pengisi daya, hidupkan sikat gigi Philips Sonicare for Kids dan biarkan sikat beroperasi hingga berhenti. Ulangi langkah ini hingga Anda tidak bisa lagi menghidupkan sikat gigi Philips Sonicare for Kids.
- 2 Copot dan buang kepala sikat.
- 3 Masukkan obeng ke dalam lubang pada bagian bawah gagang dan putar obeng ke kiri sampai Anda melihat celah antara tutup bawah dan gagang.



- 4 Masukkan obeng ke dalam celah dan cangkil untuk membuka tutup bawah dari gagang.
- 5 Pegang gagang secara terbalik dan tekan poros ke bawah untuk melepaskan komponen internal gagang.




- 6 Masukkan obeng minus ke bawah papan sirkuit, di samping sambungan baterai, dan puntir untuk memutus sambungan. Keluarkan papan sirkuit dan cangkil baterai dari plastik pembungkusnya.



- 7 Pegang baterai dan tarik dari komponen internal untuk melepas tab baterai logam kedua.

Perhatian: Berhati-hatilah dengan ujung tab baterai yang tajam agar tidak mencederaai jari Anda.



- 8 Tutupi kutub baterai dengan selotip agar tidak terjadi korsleting dari sisa pengisian daya baterai. Baterai isi ulang siap didaur ulang dan bagian alat lainnya bisa dibuang dengan semestinya.

Catatan: Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan ini, Anda turut membantu melestarikan lingkungan.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di **www.philips.com/welcome**.

Maklumat keselamatan penting

Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius.

Amaran

- Pastikan pengecas berada jauh dari air.
- Selepas membersihkan, pastikan pengecas telah kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkannya ke soket dinding.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.
- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas yang disediakan dengan produk.
- Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis pengguna. Jika perkakas tersebut rosak, berhenti menggunakan perkakas itu dan hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara anda. Sekiranya kordnya rosak, ganti pengecas dengan yang baharu.
- Jangan gunakan pengecas di luar atau berdekatan permukaan panas.

- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah.

AMARAN PERUBATAN

- Berhenti menggunakan kepala berus dengan bulu kejur yang renyuk atau bengkok. Gantikan kepala berus setiap 3 bulan sekali atau lebih awal jika tanda-tanda haus kelihatan.
- Elakkan sentuhan langsung dengan produk yang mengandungi minyak pati atau minyak kelapa. Sentuhan mungkin menyebabkan bulu berus tertanggal.
- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.
- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.

Arahan keselamatan bateri

- Perkakas ini mengandungi bateri yang hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang mahir.

- Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius. Aksesori yang dibekalkan mungkin berbeza-beza untuk produk berlainan.
- Hanya gunakan aksesori dan barangan pakai habis Philips yang asli. Hanya gunakan unit bekalan boleh tanggal HX61xx.
- Cas dan gunakan produk pada suhu antara 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F).
- Jauhkan produk dan bateri daripada api dan jangan dedahkan kepada cahaya matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk menjadi panas secara luar biasa atau mengeluarkan bau, berubah warna atau jika pengecasan memakan masa yang lebih lama daripada biasa, berhenti menggunakan serta mengecas produk dan hubungi pengedar Philips tempatan anda.
- Jangan letakkan produk dan baterinya dalam ketuhar gelombang mikro atau pada dapur induksi.
- Jangan buka, ubah suai, tebuk, rosakkan atau merungkas produk atau bateri untuk mengelak bateri daripada memanaskan atau melepaskan bahan toksik atau berbahaya. Jangan pintaskan litar, terlebih cas atau melakukan pengecasan berbalik pada bateri.
- Perkakas ini mengandungi bateri yang tidak boleh digantikan. Apabila bateri hampir mencapai penghujung hayat, perkakas tersebut harus dilupuskan dengan betul, lihat bahagian tentang kitar semula.
- Jika bateri rosak atau bocor, elakkan daripada tersentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, bilas segera dengan air dan dapatkan rawatan perubatan.


Keadaan sesuai untuk penyimpanan dan pengangkutan

Suhu -10°C hingga 60°C (14 °F hingga 140 °F).

Simbol berikut mungkin muncul pada produk:



Baca Manual Pengendali.



Bahagian Bekalan Kuasa Boleh Tanggal: "XXXXXX" menunjukkan nombor model pengecas yang diluluskan untuk digunakan. (HX61xx)

Tujuan Penggunaan

Berus gigi Sonicare for Kids bertujuan untuk menanggalkan plak dan sisa makanan yang melekat daripada gigi bagi mengurangkan kerosakan gigi dan menambah baik serta menjaga kesihatan oral. Berus gigi Sonicare for Kids adalah untuk kegunaan peribadi. Penggunaan oleh kanak-kanak hendaklah dengan pengawasan orang dewasa.

Philips Sonicare Anda (Rajah 1.)

- 1 Pemegang
- 2 Penanda bateri
- 3 Butang kuasa Hidup/mati
- 4 Panel untuk pelekat
- 5 Butang mod memberus dengan lampu mod

Aksesori:

- 6 Tudung kepala berus
- 7 Kepala berus
- 8 Pangkalan pengecasan
- 9 Pelekat
- 10 Bekas kembara

Nota: Aksesori dan ciri berbeza-beza untuk model yang berlainan. Sebagai contoh, sesetengah model disertakan dengan bekas untuk dibawa berjalan atau dilengkapi dengan Bluetooth.

Aplikasi Sonicare - Cara bermula

Muat turun Aplikasi Sonicare For Kids untuk menyokong tabiat yang sihat. Aplikasi ini serasi dengan pelbagai peranti pintar iOS dan Android (TM).

Nota: Jika peranti anda tidak mempunyai keupayaan Bluetooth, anda masih boleh menggunakan aplikasi Sonicare For Kids pada peranti pintar iOS dan Android (TM) untuk meningkatkan pengalaman memberus anda.

Untuk mula menggunakan aplikasi Sonicare:

- 1** Muat turun aplikasi Sonicare For Kids pada peranti mudah alih anda.
- 2** Pastikan Bluetooth peranti anda dihidupkan.
- 3** Buka aplikasi dan ikut langkah yang disediakan.
- 4** Untuk menyambungkan berus gigi anda dengan aplikasi tersebut, hidupkan berus gigi dengan menekan butang kuasa hidup/mati atau butang mod memberus.

Nota: Pastikan berus gigi itu tidak berada pada pengecas semasa anda menghidupkannya.

- 5** Cipta akaun Philips untuk papan pemuka ibu bapa melalui aplikasi tersebut. Lengkapkan kemas kini perisian tegar, jika digesa, untuk mengakses penambahbaikan dan ciri terkini.
- 6** Aplikasi itu menyambung dengan berus gigi tersebut secara automatik. Jika berus gigi itu tidak bersambung, ikuti langkah-langkah penyelesaian masalah yang disediakan dalam aplikasi tersebut.

Nota: Dekatkan peranti mudah alih dengan berus gigi anda apabila anda menggunakan berus gigi anda. Pastikan peranti mudah alih anda selamat di tempat yang kering.

Ciri aplikasi

Aplikasi Sonicare For Kids menyediakan ciri-ciri berikut:

- Keupayaan untuk menjejaki corak memberus seseorang kanak-kanak
- Papan Pemuka Ibu Bapa
 - Digunakan untuk melihat corak memberus seseorang kanak-kanak.

- Digunakan untuk memberikan ganjaran apabila kanak-kanak telah memberus tanpa menggunakan Aplikasi tersebut.
- Digunakan untuk memberikan kredit bagi meneruskan usaha memberus atau membetulkan usaha memberus.

Mulakan

Menggunakan pelekat kegemaran anda




Sonicare For Kids disertakan dengan pelekat boleh ganti.

- 1 Gunakan pelekat kegemaran anda pada pemegang.

Nota: Pastikan anda membariskan bahagian yang terpotong pada pelekat dengan butang di hadapan pemegang. Pastikan pemegang bersih dan pelekat ditekan sepenuhnya pada pemegang agar tiada ruang udara untuk memastikan pelekat melekat sepenuhnya.

Memasang kepala berus



- 1 Jajarkan kepala berus agar bulu kejunya menghala ke arah yang sama seperti bahagian depan pemegang.



- 2 Tekan kepala berus ke bawah dengan kemas ke atas aci logam sehingga kepala berus tidak boleh ditolak lagi.

Nota: Terdapat sedikit jurang antara kepala berus dengan pemegang, itu ialah perkara biasa.


Menggunakan berus gigi Philips Sonicare for Kids anda

Jika anda menggunakan berus gigi Sonicare for Kids anda buat kali pertama, merasa getaran yang lebih kuat berbanding berus gigi bukan elektrik merupakan perkara biasa. Pengguna biasanya mengenakan tekanan yang terlalu kuat pada kali pertama. Hanya kenakan sedikit tekanan dan biarkan berus gigi melakukan pemberusan


untuk anda. Sila ikut arahan pemberusan di bawah untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Untuk membantu anda beralih kepada berus gigi kuasa Sonicare for Kids baharu, berus gigi ini disediakan dengan ciri EasyStart diaktifkan. Ciri ini meningkatkan kuasa secara perlahan-lahan selepas 14 pemberusan pertama untuk membantu anda menyesuaikan diri dengan memberus menggunakan berus gigi Philips Sonicare for Kids.

Nota: Untuk kanak-kanak bawah usia 8 tahun, ibu bapa atau penjaga dewasa disyorkan melakukan pemberusan gigi.

Arahan pemberusan




- 1 Basahkan bulu kejur dan letakkan sedikit ubat gigi.




- 2 Tempatkan bulu kejur berus gigi pada gigi dengan menyendeng sedikit (45 darjah). Tekan dengan kemas agar bulu kejur mencecah garis gusi atau ke bawah sedikit garis gusi.

Nota: Pastikan bahagian tengah berus bersentuhan dengan gigi pada setiap masa.




- 3 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk menghidupkan Philips Sonicare.



- 4 Pastikan bulu kejunya diletakkan dengan perlahan-lahan pada gigi dan dalam garis gusi. Berus gigi anda dengan gerakan ke hadapan dan ke belakang yang kecil agar bulu kejunya sampai di antara gigi. Terus gerakan ini di sepanjang kitaran pemberusan anda.

Nota: Bulu kejur akan kembang sedikit. Anda tidak digalakkan untuk menggosok seperti dengan berus gigi manual.



- 5 Untuk membersihkan permukaan bahagian dalam gigi hadapan, condongkan pemegang berus separuh tegak dan buat beberapa gerakan memberus bertindih menegak pada setiap gigi.
- 6 Selepas anda melengkapkan kitaran pemberusan, anda boleh menggunakan masa tambahan dengan memberus permukaan kunyahan pada gigi anda dan bahagian yang memerlukan perhatian tambahan. Anda juga boleh memberus lidah anda dengan berus gigi yang dihidupkan atau dimatikan, mengikut kehendak anda.

Nota: Berus gigi Philips Sonicare anda selamat digunakan pada pendakap gigi (kepala berus akan haus dengan lebih cepat apabila digunakan pada pendakap gigi) dan pemulihan dental (tampalan, salutan, venier) yang dipasang dengan betul dan tidak terjejas.

KidPacer



Untuk memastikan anda memberus keseluruhan mulut dengan sekata, bahagikan mulut anda kepada 4 bahagian menggunakan ciri KidPacer. KidPacer membahagikan masa pemberusan kepada 4 segmen yang sama dan memberikan petunjuk apabila anda perlu beralih kepada bahagian seterusnya. Pembahagian segmen dinyatakan dengan nada singkat. Berus gigi akan berhenti secara automatik pada penghujung sesi pemberusan dengan nada tahniah.

Nota: Suruh anak anda memberus gigi sehingga mereka mendengar nada tahniah dan berus gigi itu dimatikan.

Mod

	Mod rendah	Mod tinggi
Manfaat	Mod kuasa yang dikurangkan, digunakan untuk latihan dan memperkenalkan kanak-kanak yang masih kecil kepada pengalaman sonik.	Mod kekuatan penuh direka untuk memberus gigi yang lebih dewasa/berdikari.
Kepala berus yang disyorkan	Kepala Berus Gigi Sonik Sonicare for Kids	Kepala Berus Gigi Sonik Sonicare for Kids
Jumlah masa pemberusan	2 minit (lihat KidTimer)	2 minit
Cara memberus gigi	 	

Ciri-ciri

- KidPacer
- KidTimer
- EasyStart

KidPacer

KidPacer ialah pemasa selang yang membantu anak anda memberus keseluruhan mulut dengan sekata, dengan membahagikan mulut anda kepada 4 bahagian.

KidTimer

- KidTimer memainkan nada tahniah pada penghujung masa memberus yang telah ditentukan lebih awal. Selain itu, KidTimer mematikan pemegang secara automatik apabila kitaran memberus selesai.
- Apabila berada pada mod tinggi, KidTimer ditetapkan pada 2 minit.

- Apabila berada pada mod rendah, KidTimer ditetapkan pada 1 minit dan meningkat secara perlahan-lahan dengan perjalanan masa. Peningkatan perlahan pada masa memberus membantu kanak-kanak kecil mencapai masa memberus selama 2 minit seperti yang disyorkan oleh doktor gigi.

Nota: Suruh anak anda memberus gigi sehingga mereka mendengar nada tahniah dan berus gigi itu dimatikan.

EasyStart

Model Philips Sonicare ini disediakan dengan ciri EasyStart diaktifkan. Ciri EasyStart meningkatkan kuasa secara beransur-ansur pada 14 pemberusan pertama untuk membantu anda membiasakan diri memberus gigi dengan Philips Sonicare.

Nota: Tempoh bagi setiap 14 pemberusan yang pertama mestilah sekurang-kurangnya 1 minit lamanya agar dapat bergerak dengan betul dalam kitaran persediaan EasyStart.

Untuk menyahaktifkan EasyStart (lihat “Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri”).

Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri EasyStart:

Langkah 1: Letakkan pemegang pada kaki pengecas.



Langkah 2: Tekan dan tahan butang kuasa selama 2 saat.

Jika anda mendengar 1 bunyi bip, maka ciri EasyStart telah dinyahaktifkan.

ATAU

Jika anda mendengar 2 bunyi bip, maka ciri EasyStart telah diaktifkan.

Langkah 3: Lepaskan butang kuasa apabila anda mendengar bunyi bip.

Nota: Menggunakan ciri Easy-start melampaui tempoh persediaan awal tidak disyorkan dan akan mengurangkan keberkesanan Sonicare dalam menyingkirkan plak.

Pengecasan dan status bateri

Berus gigi Philips Sonicare for Kids ini direka bentuk untuk memberikan sekurang-kurangnya 28 sesi pembersihan, setiap sesi selama 2 minit (14 hari jika digunakan dua kali sehari) dengan bateri dicas sepenuhnya. Penanda bateri menunjukkan status bateri apabila anda melengkapkan sesi pembersihan 2 minit, apabila anda menjeda berus gigi atau semasa bateri dicas.

Nota: Bateri mungkin mengambil masa hingga 24 jam untuk dicas sepenuhnya sebelum penggunaan pertama tetapi anda boleh menggunakan berus gigi Philips Sonicare sebelum bateri dicas sepenuhnya.

Mengecas pada pengecas

- 1 Masukkan palam pengecas ke dalam alur keluar elektrik.
- 2 Letakkan pemegang pada pengecas.
 - Pemegang mengeluarkan 2 bunyi bip yang singkat untuk mengesahkan bahawa pemegang telah diletakkan dengan betul.
 - Lampu berkelip pada penunjuk bateri menunjukkan bahawa berus gigi sedang dicas.
 - Apabila pemegang telah dicas sepenuhnya pada pengecas, penunjuk bateri menyala warna hijau selama 10 saat dan kemudian padam.

Status bateri

Status bateri (pemegang pada pengecas yang dipasang)

Apabila pemegang diletakkan pada pengecas, penunjuk bateri menunjukkan paras bateri.

Status bateri	Penanda bateri
Mengecas	Menyala warna hijau.
Penuh	Menyala warna hijau tetap selama 10 saat dan kemudian padam.

Status bateri (apabila pemegang tidak diletakkan pada pengecas)

Apabila berus gigi terjaga, lampu penunjuk bateri pada butang kuasa menunjukkan paras bateri.

Status bateri	Penanda bateri	Bunyi
Penuh	Menyala warna hijau	-
Rendah	Menyala warna hijau	Pemegang mengeluarkan 3 bip selepas pemberusan
Kosong	Menyala warna hijau	Pemegang tersebut mengeluarkan 2 set bunyi bip selepas memberus


Nota: Untuk menjimatkan tenaga, penanda bateri akan dimatikan apabila tidak digunakan.

Nota: Apabila bateri benar-benar kosong, berus gigi akan mati. Letakkan berus gigi pada pengecas untuk mengecas.

Nota: Untuk memastikan bateri dicas sepenuhnya pada setiap masa, anda boleh membiarkan berus gigi anda pada pengecas apabila tidak digunakan.

Pembersihan

Pemegang berus gigi




- 1 Keluarkan kepala berus dan bilas kawasan aci logam dengan air suam. Pastikan anda mengeluarkan sebarang sisa ubat gigi.

Awas: Jangan tekan kedap getah pada aci logam dengan benda tajam, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan.

- 2 Kesan keseluruhan permukaan pemegang dengan kain lembap.

Nota: Jangan ketuk pemegang pada singki untuk mengeluarkan air berlebihan.

Kepala berus



- 1 Bilas kepala berus dan bulu kejur selepas setiap kali digunakan.
- 2 Keluarkan kepala berus daripada pemegang dan bilas penyambungan kepala berus dengan air suam sekurang-kurangnya sekali seminggu. Bilas tudung kembara sekerap mungkin.

Pengecas

- 1 Cabut plag pengecas sebelum anda mula membersihkannya.
- 2 Kesan permukaan pengecas dengan kain lembap.

Bekas kembara

Bilas dengan air suam dan gunakan kain lembap untuk membersihkan bahagian dalam bekas kembara.

Penyimpanan

Sekiranya anda tidak akan menggunakan produk untuk tempoh yang lama, cabut palam pengecas daripada alur keluar elektrik, bersihkan dan simpan di tempat yang dingin dan kering yang jauh dari cahaya matahari.

Penggantian

Gantikan kepala berus Philips Sonicare setiap 3 bulan sekali untuk mencapai hasil yang optimum. Hanya gunakan kepala berus ganti Sonicare for Kids.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda mungkin hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Masalah	Kemungkinan Punca	Penyelesaian
Saya tidak boleh memasang kepala berus sepenuhnya. Terdapat ruang kecil antara kepala berus dengan pemegang.		Ruang ini perkara biasa dan diperlukan supaya kepala berus boleh bergetar dengan betul.
Getaran berus gigi My Philips Sonicare kurang kuat berbanding sebelumnya.	Fungsi keamatan adaptif telah diaktifkan, sensor tekanan telah diaktifkan atau keamatan berubah secara tidak sengaja.	Matikan fungsi keamatan adaptif dan/atau sensor tekanan dan/atau tambah tahap keamatan dengan menekan lampu penunjuk keamatan ke tahap yang dikehendaki.
Ada bahagian berus gigi My Philips Sonicare yang tiada.	Bahagian yang tiada ini tidak disertakan dengan model yang anda beli.	Aksesori dan bilangan sambungan kepala berus bergantung pada nombor model yang anda beli. Anda boleh mendapati nombor model HX di bahagian bawah pemegang anda untuk mengenal pasti disertakan dengan pemegang anda.

Mencari nombor model

Lihat pada bahagian bawah pemegang berus gigi Philips Sonicare untuk nombor model (HX63XX).

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan antarabangsa.

PENGECUALIAN JAMINAN

Perkara yang tidak dilindungi oleh jaminan:

- Alat tambahan dalam mulut termasuk kepala berus dan muncung.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak dibenarkan atau kepala berus yang tidak dibenarkan.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, pengabaian, pengubahsuaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan.
- Haus dan lusuh yang biasa termasuk terserpih, tercalar, lelasan, perubahan warna atau keupadaran.

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan bateri secara berasingan.

Bateri boleh cas semula terbina dalam **hanya boleh dikeluarkan oleh pakar yang berkeelayakan** apabila perkakas dibuang. Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri benar-benar kosong.

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

MENGANDUNGI SEL ION LITIUM BOLEH CAS SEMULA. MESTILAH DIKITAR SEMULA ATAU DILUPUSKAN DENGAN BETUL.

Bateri boleh cas semula terbina dalam **hanya boleh dikeluarkan oleh pakar yang berkeelayakan** apabila

perkakas dibuang. Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri benar-benar kosong.

Ambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya apabila anda mengendalikan alat untuk membuka perkakas dan apabila anda membuang bateri boleh cas semula. Pastikan anda melindungi mata, tangan, jari dan permukaan tempat kerja anda.

Apabila mengendalikan bateri, pastikan tangan anda, produk dan bateri sentiasa kering.

Untuk mengelakkan lintar pintas bateri secara tidak sengaja selepas bateri dialih keluar, jangan biarkan terminal bateri bersentuhan dengan objek logam (contohnya syiling, pin rambut, cincin). Jangan balut bateri dalam kerajang aluminium. Tampalkan pita pelekat pada terminal bateri atau letakkan bateri di dalam beg plastik sebelum dibuang.


Untuk mengeluarkan bateri boleh cas semula, anda memerlukan pemutar skru kepala rata (standard). Patuhi langkah berjaga-jaga asas semasa anda mengikut prosedur yang digariskan di bawah.

- 1 Untuk menghabiskan sebarang cas bagi bateri boleh cas semula, tanggalkan pemegang daripada pengecas, hidupkan Philips Sonicare for Kids dan biarkan berjalan sehingga berhenti. Ulangi langkah ini sehingga anda tidak boleh menghidupkan lagi Philips Sonicare for Kids.
- 2 Tanggalkan dan buang kepala berus.
- 3 Masukkan pemutar skru ke dalam slot di bahagian bawah pemegang dan putarkan melawan arah jam sehingga anda melihat ruang antara penutup bawah dengan pemegang.







- 4 Masukkan pemutar skru ke dalam ruang tersebut dan umpil penutup bawah tersebut daripada pemegang.



- 5 Pegang pemegang secara terbalik dan tekan ke bawah pada batang untuk melepaskan komponen dalaman pemegang.




- 6 Masukkan pemutar skru di bawah papan litar yang bersebelahan dengan sambungan bateri. Kemudian putarkan pemutar skru untuk memutuskan sambungan. Keluarkan papan litar dan umpil bateri daripada pembawa plastik.



- 7 Pegang bateri dan tarik keluar dari komponen dalaman untuk memecahkan tab bateri logam yang kedua.

Awas: Berhati-hati dengan bahagian tepi yang tajam pada tab bateri untuk mengelakkan kecederaan pada jari anda.



- 8 Tutup sesentuh bateri dengan pita untuk mengelakkan sebarang litar pintas elektrik daripada cas bateri sisa.

Bateri boleh cas semula kini boleh dikitar semula dan bahagian produk yang lain dibuang dengan sewajarnya.

Nota: Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu untuk memelihara persekitaran.

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลิปส์! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม
และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป
การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้

คำเตือน

- เก็บแท่นชาร์จให้ห่างจากน้ำ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จแห้งสนิทก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับเต้ารับบนผนัง
- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้เครื่องนี้ได้
หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน
ที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา
โดยไม่มีการควบคุมดูแล
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริษัทกับที่ของแท่งของ Philips ใช้แท่งชาร์จ์ได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- เครื่องใช้ที่ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ หากเครื่องเกิดความเสียหาย โปรดหยุดใช้งานและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ หากสายไฟเสียหาย ให้เปลี่ยนแท่งชาร์จ์ใหม่
- อย่าใช้แท่งชาร์จ์กลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้น เหยือก และสินค้าเท่านั้น

คำแนะนำด้านการแพทย์

- หยุดใช้หัวแปรงที่ถูกกดทับหรือมีขนแปรงที่โค้งงอ เปลี่ยนหัวแปรงใหม่ทุก 3 เดือนหรือเร็วกว่านั้นเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมสภาพ
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันมะพร้าว เพราะอาจส่งผลให้ขนแปรงแข็งผิดปกติ
- หยุดใช้เครื่องและปรึกษากันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมากเกินไปหลังการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1 สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากเคยผ่านการผ่าตัดเหงือกหรือศัลยกรรมภายในช่องปากในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษากันตแพทย์ก่อนใช้งาน
- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน

- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องนี้
- เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการดำเนินการทางทันตกรรมได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้โดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น โปรดอ่านข้อมูลนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้ อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคของแท้ของ Philips เท่านั้น ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟ HX61xx ที่สามารถถอดออกได้เท่านั้น
- ชาร์จไฟและใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิระหว่าง 0 °C ถึง 40 °C (32 °F และ 104 °F)
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้ และห้ามให้ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี หรือใช้เวลานานผิดปกติ ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อ Philips
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟหรือบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

- ห้ามเปิด ถัดแปลง เจะ ทำให้เกิดความเสียหาย
หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่
ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป
หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย
อย่าทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จไฟเกิน
หรือชาร์จไฟกลับด้าน
- เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้
จำเป็นต้องกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุ สามารถดูข้อมูลได้ในส่วนการใช้และ
ดูแลรักษา
- หากแบตเตอรี่เสียหายหรือรั่ว
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที
และไปพบแพทย์

สภาพแวดล้อมการจัดเก็บและการขนส่ง

อุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C (14 °F ถึง 140 °F)

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์:

อ่านคู่มือผู้ใช้



XXXXXX

ส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถอดออกได้: "xxxxxx"

ระบุหมายเลขรุ่นของแท่นชาร์จที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ (HX61xx)

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

แปรงสีฟัน Sonicare for Kids

ใช้สำหรับจัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดแน่นจากฟันเพื่อลดฟันผุ และปรับปรุงและรักษาสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare for Kids มีไว้สำหรับใช้ส่วนตัว การใช้งานของเด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

Philips Sonicare ของคุณ (รูปที่ 1)

- 1 ด้ามจับ
- 2 สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
- 3 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 4 แปรงสำหรับติดสติ๊กเกอร์
- 5 ปุ่มโหมดการแปรงที่มีไฟแสดงโหมด

อุปกรณ์เสริม:

- 6 ฝาครอบหัวแปรง
- 7 หัวแปรง
- 8 ฐานชาร์จ
- 9 สติ๊กเกอร์
- 10 กล่องบรรจุพกพา

หมายเหตุ:

อุปกรณ์เสริมและคุณสมบัติของแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น บางรุ่นมาพร้อมกล่องบรรจุพกพาหรือติดตั้ง Bluetooth

แอป Sonicare - เริ่มใช้

ดาวน์โหลดแอป Sonicare For Kids เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดี

แอปนี้ใช้งานได้กับอุปกรณ์สมาร์ต iOS และ Android (TM)
หลากหลายรุ่น

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณไม่มี Bluetooth
คุณสามารถใช้แอป Sonicare For Kids ได้บนอุปกรณ์สมาร์ต
iOS และ Android (TM)

เพื่อยกระดับประสบการณ์แปรงฟันของคุณ

วิธีเริ่มใช้แอป Sonicare:

- 1 ดาวน์โหลดแอป Sonicare For Kids
ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 ตรวจสอบว่า Bluetooth ของอุปกรณ์เปิดอยู่
- 3 เปิดแอปและทำตามขั้นตอน
- 4 ในการเชื่อมต่อแปรงสีฟันเข้ากับแอป
ให้เปิดใช้งานแปรงสีฟันโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดหรือปุ่มโหมด
การแปรงฟัน

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแปรงสีฟันไม่ได้อยู่บนแท่นชาร์จขณะที่คุณ
เปิดใช้งาน

- 5 สร้างบัญชี Philips
เพื่อเป็นแดชบอร์ดของผู้ปกครองผ่านแอป หากได้รับแจ้ง
ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเข้าถึงการปรับปรุงแ
ละคุณสมบัติล่าสุด
- 6 แอปจะเชื่อมต่อกับแปรงสีฟันโดยอัตโนมัติ
หากแปรงสีฟันไม่เชื่อมต่อ
ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในแอป

หมายเหตุ: นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมาไว้ใกล้ๆ

กับแปรงสีฟันเมื่อคุณใช้แปรงสีฟัน

ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ในที่แห้งเพื่อความ
ปลอดภัย

คุณสมบัติแอป

แอป Sonicare For Kids มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

- สามารถติดตามรูปแบบการแปรงฟันของบุตรหลานได้
- แดชบอร์ดผู้ปกครอง
 - ใช้ดูรูปแบบการแปรงฟันของบุตรหลาน
 - ใช้เป็นการให้รางวัลบุตรหลานในกรณีที่แปรงฟันโดยไม่ใช้แอป
 - ใช้เป็นการให้คะแนนสำหรับสะสมแต้มการแปรงฟันติดต่อกันหรือสร้างเป้าหมายการแปรงฟัน

เริ่มใช้งาน

การติดสติ๊กเกอร์ที่คุณชื่นชอบ



Sonicare For Kids มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เปลี่ยนได้


1 ติดสติ๊กเกอร์ที่คุณชื่นชอบบนด้ามจับ

หมายเหตุ:

ตรวจสอบว่าคุณได้จัดส่วนวงกลมที่เว้นว่างของสติ๊กเกอร์ให้ตรงกับปุ่มต่างๆ บริเวณด้านหน้าของด้ามจับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับสะอาดและสติ๊กเกอร์ติดแนบไปกับด้ามจับโดยไม่มีฟองอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าติดแน่นดี

การใส่หัวแปรง



1 จัดตำแหน่งหัวแปรงให้ปลายขนแปรงหันไปทิศทางเดียวกับด้านหน้าของ ด้ามจับ



- 2 กดหัวแปรงลงบนแกนโลหะอย่างแน่นหนาจนกว่าจะกดต่อไปไม่ได้

หมายเหตุ:

เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างหัวแปรงและกั๊ว


การใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare for Kids ของคุณ

หากคุณกำลังใช้แปรงสีฟัน Sonicare for Kids เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกสับสนสับสนมากกว่าเมื่อใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้ครั้งแรกจะใช้แรงกดมากเกินไป ใช้แรงกดเบาๆ และปล่อยให้แปรงสีฟันแปรงฟันให้คุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการแปรงฟันด้านล่างเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare for Kids รุ่นใหม่มีมาพร้อมคุณสมบัติ EasyStart ที่เปิดใช้งานเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปรงสีฟันของคุณ คุณสมบัตินี้จะค่อยๆ เพิ่มพลังแรงขึ้นในระหว่างการแปรงฟัน 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุณปรับการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟัน Philips Sonicare for Kids


หมายเหตุ: สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี

เราขอแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้แปรงฟันให้

คำแนะนำในการแปรงฟัน




- 1 ทำให้ขนแปรงเปียกและใส่ยาสีฟันเล็กน้อย




- 2 วางขนแปรงชิดฟันโดยทำมุมเล็กน้อย (45 องศา) กดให้แน่นเพื่อให้ขนแปรงไปถึงเหงือกหรือใต้เหงือกเล็กน้อย

หมายเหตุ:

รักษาให้ส่วนกลางของขนแปรงสัมผัสกับฟันอยู่ตลอดเวลา




- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดสวิตช์ Philips Sonicare



- 4 วางขนแปรงเบาๆ บนฟันและแนวเหงือก แปรงฟันด้วยการเคลื่อนไหวเข้าและออกเล็กน้อยเพื่อให้ขนแปรงเข้าถึงซอกฟัน เคลื่อนไหวในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดรอบการแปรงฟัน

หมายเหตุ: ขนแปรงควรบานออกเล็กน้อย

ไม่แนะนำให้แปรงเหมือนที่คุณทำกับแปรงสีฟันธรรมดา



- 5 ในการทำความสะอาดด้านในของฟันหน้า ให้ยั้งด้ามแปรงจับแบบกึ่งตั้งขึ้น และแปรงลงในแนวตั้งซ้ำกันหลายๆ ครั้งทีละซี่

- 6 หลังจากที่คุณสิ้นสุดรอบการแปรงฟันแล้ว คุณสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมในการแปรงฟันผิวเคลือบของฟันและบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเป็นพิเศษ คุณยังสามารถแปรงสีฟันของคุณโดยเปิดหรือปิดแปรงสีฟันได้ตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณปลอดภัยที่จะใช้กับเครื่องมือจัดฟัน (หัวแปรงจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือจัดฟัน) และการบูรณะฟัน (อุดฟัน ครองฟัน และวีเนียร์) หากยึดติดอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย

KidPacer



เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแปรงฟันได้ทั่วถึง ให้แบ่งฟันที่อยู่ในช่องปากของคุณออกเป็น 4 ส่วนโดยใช้คุณสมบัติ KidPacer KidPacer แบ่งเวลาการแปรงออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน และระบุว่าเมื่อใดที่คุณควรย้ายไปยังฟันที่ถัดไป ช่วงต่าง ๆ จะระบุด้วยเสียงเพลงสั้น ๆ แปรงสีฟันจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันการแปรงฟันพร้อมเสียงแสดงความยินดี

หมายเหตุ: สอนลูกของคุณให้แปรงฟันจนกว่าพวกเขาจะไต่ยืนทำนองเพลงแสดงความยินดีและแปรงสีฟันปิดเครื่อง

โหมด

โหมด Low

โหมด High

ประโยชน์	โหมดลดกำลังใช้สำหรับทารกฝึกฝนและแนะนำเด็กเล็ก ๆ ให้คุ้นเคยกับการใช้แปรงสีฟันโซนิค	โหมดเต็มกำลังออกแบบมาสำหรับผู้แปรงที่มีอายุ/ช่วยเหลือตัวเองได้
หัวแปรงที่แนะนำ	หัวแปรงโซนิค Sonicare For Kids	หัวแปรงโซนิค Sonicare For Kids
เวลาแปรงฟันทั้งหมด	2 นาที (ดู KidTimer)	2 นาที
วิธีการแปรงฟัน		

คุณสมบัติ

- KidPacer
- KidTimer
- EasyStart

KidPacer

KidPacer

เป็นตัวจับเวลาแบบวินช่วงเวลาที่ช่วยให้บุตรหลานของคุณแปรงทั่วปากอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งปากออกเป็น 4 ส่วน

KidTimer

- KidTimer

เล่นเสียงเพลงแสดงความยินดีเมื่อแปรงฟันครบตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ KidTimer

ยังปิดแปรงสีฟันโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการแปรงแล้ว

- เมื่ออยู่ในโหมด High รอบการแปรงฟันของ KidTimer จะตั้งไว้ที่ 2 นาที
- เมื่ออยู่ในโหมด Low รอบการแปรงฟันของ KidTimer จะตั้งไว้ที่ 1 นาที และจะค่อย ๆ ทำงานช้าลง แปรงจะค่อย ๆ ทำงานช้าลงทำให้แปรงฟันนานขึ้นซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ แปรงฟันได้ครบ 2 นาทีตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

หมายเหตุ:

สอนลูกของคุณให้แปรงฟันจนกว่าพวกเขาจะไต่ยันทำนองเพลง แสดงความยินดีและแปรงสีฟันปิดเครื่อง

EasyStart

Philips Sonicare รุ่นนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ EasyStart

ที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว คุณสมบัตินี้ EasyStart

จะเพิ่มพลังอย่างนุ่มนวลในการแปรง 14 ครั้งแรก

เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการแปรงฟันด้วย Philips Sonicare

หมายเหตุ: ในแต่ละครั้งของการแปรงฟัน 14 ครั้งแรก

จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 นาที เพื่อผ่านรอบการเริ่มต้นของ EasyStart อย่างถูกต้อง

วิธีปิดใช้งาน EasyStart (ดู

"การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ")

การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติ EasyStart:

ขั้นตอนที่ 1: วางด้ามจับบนแท่นชาร์จ



ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที

หากคุณได้ยินเสียงบีพ 1 ครั้ง แสดงว่าคุณสมบัติ EasyStart ถูกปิดใช้งานแล้ว

หรือ

หากคุณได้ยินเสียงบีพ 2 ครั้ง แสดงว่าคุณสมบัติ EasyStart ถูกเปิดใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ปลอ่ยปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อคุณได้ยินเสียงบีพ

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Easy-start เกินกว่าระยะเวลาเริ่มต้น และจะลดประสิทธิภาพของ Sonicare ในการกำจัดคราบแบคทีเรีย

การชาร์จและสถานะแบตเตอรี่

แปรงสีฟัน Philips Sonicare For Kids

นี้ได้รับการออกแบบมาให้แปรงอย่างน้อย 28 ครั้ง

โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 นาที (14 วันหากใช้วันละสองครั้ง)

ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อคุณแปรง-

ฟันครบ 2 นาที เมื่อคุณหยุดแปรงสีฟันชั่วคราว

หรือขณะกำลังชาร์จ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 24

ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

แต่คุณสามารถใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare

ได้ก่อนที่จะชาร์จจนเต็ม

การชาร์จบนแท่นชาร์จ

1 เสียบปลั๊กแท่นชาร์จกับเต้าเสียบไฟฟ้า

2 วางด้ามจับบนแท่นชาร์จ

- ด้ามจับจะส่งเสียงบี๊พ 2 ครั้งสั้น ๆ
เพื่อยืนยันว่าการวางด้ามจับถูกต้อง
- การกะพริบแสงของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แสดงว่าประ-
สีพินกำลังชาร์จ
- เมื่อด้ามจับชาร์จไฟเต็มแล้วบนแท่นชาร์จ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีเขียวส่องสว่างเป็นเวลา 10
วินาที จากนั้นไฟจะดับลง

สถานะแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่

(ด้ามจับอยู่บนแท่นชาร์จที่เสียบปลั๊กไฟอยู่)

เมื่อวางด้ามจับไว้บนแท่นชาร์จ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงระดับแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่	สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
การชาร์จ	กะพริบเป็นสีเขียว
เต็ม	สว่างขึ้นเป็นสีเขียวนาน 10 วินาทีแล้วดับลง

สถานะแบตเตอรี่ (เมื่อด้ามจับไม่ได้อยู่บนแท่นชาร์จ)

เมื่อประสีพินขึ้น

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะแสดงระดับแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่	สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่	เสียง
เต็ม	ไฟติดสว่างเป็นสีเขียว	-

ต่ำ	กะพริบเป็นสีเขียว	ด้ามจับส่งเสียงบีพ 3 ครั้งหลังจากการแปรงฟัน
ว่าง	กะพริบเป็นสีเขียว	ด้ามจับส่งเสียงบีบ 2 ชุดหลังจากแปรงฟัน

หมายเหตุ: เพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะปิดเมื่อไม่ใช้งาน

หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่หมด แปรงสีฟันจะปิด


วางแปรงสีฟันบนเครื่องชาร์จเพื่อชาร์จ

หมายเหตุ: หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา

คุณอาจเก็บแปรงสีฟันไว้บนที่ชาร์จเมื่อไม่ใช้งาน

การทำความสะอาด

ด้ามแปรงสีฟัน




- 1 ถอดหัวแปรงและล้างทำความสะอาดบริเวณด้ามโลหะด้วยน้ำอุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล้างคราบยาสีฟันที่ตกค้างอยู่ออกจนหมดแล้ว

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วัตถุมีคมกดที่ซิลยางบนด้ามหลัก เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของด้ามจับด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

หมายเหตุ: ห้ามเคาะด้ามจับบนอ่างน้ำเพื่อขจัดน้ำส่วนเกิน

หัวแปรง



- 1 ล้างทำความสะอาดหัวแปรงและขนแปรงหลังการใช้ทุกครั้ง
 - 2 นำหัวแปรงออกจากด้ามจับและล้างอุปกรณ์เชื่อมต่อหัวแปรงด้วยน้ำอุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
- ล้างฝาคอปิดแบบพกพาบ่อยเท่าที่จำเป็น

แท่นชาร์จ

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนทำความสะอาด
- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของเครื่องชาร์จด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

กล่องเก็บสำหรับเดินทาง

ล้างด้วยน้ำอุ่นและใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
เพื่อทำความสะอาดภายในกล่องเก็บสำหรับเดินทาง

การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น
และห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด

การเปลี่ยนอะไหล่

เปลี่ยนหัวแปรง Philips Sonicare ทุกๆ 3
เดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การแปรงฟันที่ดีที่สุด
ใช้เฉพาะหัวแปรงของ Sonicare For Kids
สำหรับการเปลี่ยนหัวแปรง

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่

www.philips.com/support

หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถตัดหัวแปรงได้อย่างสมบูรณ์ มีช่องว่างระหว่างหัวแปรงและด้ามจับ		ช่องว่างนี้เป็นเรื่องปกติและจำเป็นสำหรับหัวแปรงเพื่อให้อสามารถสั่นได้อย่างเหมาะสม
การสั่นสะเทือนของแปรงสีฟัน Philips Sonicare ของฉันอ่อนกำลังลงกว่าเมื่อก่อน	ฟังก์ชันความเข้มนที่ปรับเปิดใช้งานอยู่ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดเปิดใช้งานอยู่ หรือความเข้มนมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ	ปิดความเข้มนที่ปรับได้และ/หรือฟังก์ชันเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดและ/หรือเพิ่มระดับความเข้มนโดยการกดไฟแสดงสถานะความเข้มนให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของฉันมีชิ้นส่วนขาดหายไป	ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปจะรวมอยู่ในรุ่นที่คุณซื้อ	อุปกรณ์เสริมและจำนวนหัวแปรงขึ้นอยู่กับหมายเลขรุ่นที่คุณซื้อ คุณสามารถค้นหาหมายเลขรุ่น HX ได้ที่ด้านล่างของด้ามจับหรือระบุชิ้นส่วนที่มาพร้อมกับด้ามจับของคุณ

ค้นหาหมายเลขรุ่น

ดูหมายเลขรุ่น (HX63XX) ที่ด้านล่างของที่จับแปรงสีฟัน
Philips Sonicare

การรับประกันและการสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์
www.philips.com/support
หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับ-
ประกันทั่วโลก

ข้อยกเว้นการรับประกัน

สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน:

- เครื่องมือที่อยู่ในช่องปาก มารวมทั้งหัวแปรงและหัวฉีด
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหัวแปรงที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ในทางที่ผิด การใช้ผิดวิธี การละเลย การเปลี่ยนแปลง หรือการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รอยขีดข่วนรวมถึงการสึกหรอตามปกติ ประกอบด้วย รอยบิ่น รอยขีดข่วน ร่องรอยการสึกหรอ รอยด่าง หรือสีตก

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า
คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไปทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกพ-
ลังภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ในตัวต้องถอดออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเมื่อทำการกึ่งเครื่องก่อนถอดแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมด

การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

ประกอบด้วยเซลล์ลิเทียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้ ต้องรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างเหมาะสม
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ในตัวต้องถอดออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเมื่อทำการกึ่งเครื่องก่อนถอดแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมด

ใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อคุณใช้เครื่องมือในการเปิดเครื่องและเมื่อคุณกึ่งแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ อย่าลืมนกป้องดวงตา มือ นิ้วมือ และพื้นผิวที่คุณทำงาน

เมื่อคุณจัดการกับแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือผลิตภัณฑ์ และแบตเตอรี่แห้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ลัดวงจรหลังจากถอดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เหรียญ กิ๊บหนีบผม แหวน)

อย่าห่อแบตเตอรี่ด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียม

ติดเทปขั้วแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกก่อนกึ่ง

ในการถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออก
คุณต้องใช้ไขควงปากแบน (แบบมาตรฐาน)

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้


- 1 เมื่อต้องการปล่อยประเภทเตอรีที่ชาร์จใหม่ได้ ให้ถอดด้ามจับออกจากแท่นชาร์จ เปิดสวิตช์ Philips Sonicare For Kids และปล่อยให้อุปกรณ์ทำงานจนกว่าเครื่องจะหยุด ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะสามารถเปิดสวิตช์ Philips Sonicare For Kids ได้อีก




- 2 ถอดหัวแปรงทึบ
- 3 เสียบไขควงลงในช่องที่อยู่ใต้สุดของด้ามจับ และหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าคุณจะเห็นช่องว่างระหว่างฝาครอบด้านล่างและด้ามจับ





- 4 เสียบไขควงลงในช่องว่าง และจัดฝาครอบด้านล่างออกจากด้ามจับ



- 5 จับด้ามจับให้คว่ำลงและกดบนแท่นเพื่อนำส่วนประกอบภายในของด้ามจับออกมา



- 6 เสียบไขควงเข้าไปใต้แผงวงจรที่อยู่ถัดจากส่วนเชื่อมต่อแบตเตอรี่ และบิดเพื่อถอดการเชื่อมต่อ ถอดแผงวงจร และจัดแบตเตอรี่ออกจากโครงพลาสติก



- 7 จับแบตเตอรี่แล้วดึงออกจากส่วนประกอบภายใน
เพื่อทำลายแถบโลหะชั้นที่สองของแบตเตอรี่

**ข้อควรระวัง: ระวังแรงขบคมของแถบแบตเตอรี่
เพื่อไม่ให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ**

- 8 พันแบตเตอรี่ด้วยเทปขาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากกระแสไฟที่ตกค้างในแบตเตอรี่
ตอนนี้แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และนำชิ้นส่วนอื่นของเครื่องไปทิ้งได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยให้ทิ้งในจุดรวบรวมขยะประเภทนี้เพื่อการรีไซเคิล การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는
지원 혜택을 최대한 누리시려면
www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리,
액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고
나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면
위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

경고

- 충전기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 세척 후, 충전기를 완전히 건조시킨 다음에 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 본 장비를 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 또한 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 해당 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오.
- 본 제품에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 제품에 손상된 부분이 있으면 사용을 중단하고 해당 국가의 고객 상담실에 문의하십시오. 코드가 손상된 경우 충전기를 새 충전기로 교체하십시오.
- 충전기를 실외 또는 가열된 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.
- 본 제품은 치아, 잇몸, 혀만을 세정하기 위한 용도로 설계되었습니다.

의료 경고

- 칫솔모의 모가 눕거나 휘면 사용을 중단하십시오. 3개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.

- 에센셜 오일 또는 코코넛 오일이 함유된 제품과 직접적으로 닿지 않도록 하십시오. 닿을 경우 칫솔모가 빠질 수 있습니다.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일 이상 지나도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 사용하십시오.
- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.


배터리 안전 지침

- 본 제품에 사용된 배터리는 기술자만 제거할 수 있습니다.
- 본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 및 소모품만 사용하십시오. 분리형 전원 공급 장치 HX61xx만 사용하십시오.
- 제품은 0°C~40°C(32°F~104 °F) 사이의 온도에서 충전 및 사용하는 것이 좋습니다.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 제품과 배터리를 전자레인지에 넣거나 또는 인덕션 위에 올리지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.

- 본 제품에는 교체 불가형 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리 수명이 다한 경우 제품은 적절한 방법으로 폐기해야 합니다. 재활용에 관한 섹션을 참조하세요.
- 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 행구고 치료를 받으십시오.

보관 및 운송 조건

온도 -10°C~60°C(14 °F~140 °F).
 해당 제품에 다음과 같은 기호가 나타날 수 있습니다.
 사용 설명서를 읽어보십시오.



분리형 전원 공급 장치 부품: "xxxxxx"는 사용이 승인된
 충전기의 모델 번호를 나타냅니다. (HX61xx)

용도

Sonicare for Kids 칫솔은 치아에 붙어있는 플라그 및 음식 잔여물을 제거하여 충치를 줄이고 구강 건강을 개선하고 유지합니다. Sonicare for Kids 전동칫솔은 개인용 제품입니다. 어린이는 성인의 감독 하에 제품을 사용해야 합니다.

필립스 소니케어(그림 1.)

- 1 핸들
 - 2 배터리 표시등
 - 3 전원 버튼
 - 4 스틱커용 패널
 - 5 모드 표시등이 있는 칫솔질 모드 버튼
- 액세서리:**
- 6 칫솔모 캡
 - 7 칫솔모
 - 8 충전대

- 9 스틱어
- 10 휴대용 케이스

참고: 액세서리 및 기능은 모델에 따라 다양합니다. 예를 들어 일부 모델에는 휴대용 케이스가 함께 제공되거나 Bluetooth가 장착되어 있습니다.

소닉케어 앱 - 시작하기

Sonicare for Kids 앱을 무료로 다운로드하여 건강한 습관 기르기를 도와 보십시오. 이 앱은 다양한 iOS 및 Android(TM) 스마트 기기와 호환됩니다.

참고: Bluetooth를 사용할 수 없는 기기인 경우에도 iOS 및 Android(TM) 스마트 기기에서 Sonicare For Kids 앱을 사용하여 칫솔질 방법을 개선할 수 있습니다.

소닉케어 앱 사용을 시작하려면 다음을 수행합니다.

- 1 모바일 기기에 Sonicare for Kids 앱을 다운로드합니다.
- 2 기기의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.
- 3 앱을 열고 단계를 따릅니다.
- 4 칫솔을 앱에 연결하려면 전원 버튼이나 칫솔질 모드 버튼을 눌러 칫솔을 켜십시오.

참고: 칫솔이 충전기에 꽂혀 있는 상태에서 켜지 않도록 하십시오.

- 5 앱에서 부모용 대시보드를 사용하려면 필립스 계정을 만들어야 합니다. 메시지가 나타나면 최신 개선 사항 및 기능에 접근 가능한 펌웨어 업데이트를 완료하십시오.
- 6 앱은 칫솔과 자동으로 연결됩니다. 칫솔이 연결되지 않으면 앱에 제공된 문제 해결 단계를 따르십시오.

참고: 칫솔을 사용할 때 모바일 기기를 칫솔 가까이 두십시오. 모바일 기기는 건조한 곳에 안전하게 놓여져 있어야 합니다.


앱 기능

Sonicare for Kids 앱은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 자녀의 칫솔질 패턴을 추적할 수 있는 기능
- 부모용 대시보드
 - 자녀의 칫솔질 패턴을 추적하기 위해 사용합니다.
 - 자녀가 앱 없이 양치했을 때 보상을 제공하기 위해 사용합니다.
 - 연속 양치질 기록을 이어가도록 크레딧을 제공하기 위해 사용합니다.

시작하기

가장 좋아하는 스티커를 붙이기




Sonicare for Kids는 교체 가능한 스티커가 함께 제공됩니다.

- 1 가장 좋아하는 스티커를 핸들에 붙여보십시오.

참고: 스티커의 구멍 난 부분을 핸들 앞의 버튼에 잘 맞추십시오. 접착력을 모두 발휘할 수 있도록 핸들이 깨끗하고 스티커가 공기가 찬 부분 없이 핸들에 완전히 밀착했는지 확인합니다.

칫솔모 부착하기



- 1 칫솔모가 핸들 앞부분을 향하도록 맞춥니다.



- 2 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 움직이지 않도록 고정시킵니다.


참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 생기는 것은 정상입니다.

필립스 Sonicare for Kids 칫솔 사용


Sonicare For Kids 칫솔을 처음 사용하는 경우 일반 칫솔을 사용할 때보다 더 강한 진동을 느끼는 것은 정상입니다. 사용자가 처음 사용할 때 지나치게 압력을 가하는 경우가 많습니다. 손에 힘을 빼고 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 최상의 사용 경험을 위해 아래의 양치질 방법을 따르십시오. 새로운 Sonicare For Kids 칫솔로 바꾸는 데 도움이 되도록 이지스타트 기능이 활성화된 상태로 제공됩니다. 이 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 출력을 높여서 필립스 Sonicare For Kids 칫솔을 이용한 양치질에 적응하도록 도와줍니다.

참고: 8세 미만의 어린이는 부모님이나 케어기버가 칫솔질을 권장합니다.

양치질 방법




- 1 칫솔모를 물로 적신 후 소량의 치약을 바릅니다.




- 2 칫솔모를 치아에 45도 정도로 살짝 비스듬하게 올려놓습니다. 잇몸선이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 압력을 가합니다.

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.



- 3 전원 버튼을 눌러 필립스 소닉케어를 켭니다.



- 4 치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다. 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다. 이 방식으로 치아 전체를 닦습니다.

참고: 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야 합니다. 수동 칫솔로 닦는 것처럼 문지르지 않는 것이 좋습니다.



- 5 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 핸들을 수직 상태에서 살짝 기울인 후 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 양치질을 합니다.
- 6 칫솔질 시간이 완료된 다음 추가로 어금니 및 집중이 필요한 부분을 닦을 수 있습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다.

참고: 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있음) 및 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)이 제대로 부착되어 있는 경우 필립스 소닉케어 칫솔을 사용해도 안전합니다.


키즈 페이스



입 안을 골고루 양치할 수 있도록 키즈 페이스 기능을 사용하여 입안을 4구간으로 나누십시오. 키즈 페이스는 양치질 시간을 4개의 동일한 구간으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 알려줍니다. 각 구간은 짧은 신호음을 통해 알 수 있습니다. 양치질이 완료되면 축하 신호음과 함께 칫솔이 자동으로 멈춥니다.

참고: 어린이 사용자에게 신호음이 들리고 칫솔이 꺼질 때까지 칫솔질을 하라고 가르치세요.

모드

	로우 모드	하이 모드
기능	연령대가 낮은 어린이에게 음파 칫솔질 경험을 훈련하거나 소개하기 위한 낮은 세기 모드입니다.	연령대가 높거나 독립적인 어린이용으로 설계된 최대 세기 모드입니다.
추천 칫솔모	필립스 Sonicare For Kids 음파 칫솔모	필립스 Sonicare For Kids 음파 칫솔모
총 양치질 시간	2분(키즈 타이머 참조)	2분
양치질 방법		

기능

- 키즈 페이스
- 키즈 타이머
- 이지스타트

키즈 페이스

키즈 페이스는 자녀가 입 안을 4개 구간으로 나누어 입안을 골고루 양치할 수 있도록 도와주는 간격 타이머입니다.

키즈 타이머

- 키즈 타이머는 미리 설정된 칫솔질 시간이 끝나면 신호음을 재생합니다. 또한 키즈 타이머는 칫솔질이 완료되면 자동으로 핸들의 전원을 끕니다.

- 고속 모드에서 키즈 타이머는 2분으로 설정되어 있습니다.
- 로우 모드에서 키즈 타이머는 1분으로 설정되어 있으며 시간이 지나면 천천히 증가합니다. 칫솔질 시간이 서서히 길어져 어린이는 치과의사가 권장하는 2분 간의 칫솔질에 도달하게 됩니다.

참고: 어린이 사용자에게 신호음이 들리고 칫솔이 꺼질 때까지 칫솔질을 하라고 가르치세요.

이지스타트

본 필립스 소닉케어 모델은 이지스타트 기능이 설정되어 제공됩니다. 이지스타트 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 전원을 높여 필립스 소닉케어를 이용한 칫솔질에 익숙해지도록 도와줍니다.

참고: 이지스타트 점증 사이클을 원활히 작동하기 위해서는 최초 14회의 칫솔질을 할 때 매번 최소 1분 이상 닦아야 합니다.

이지스타트 기능을 해제하려면 (보기 "기능 설정 또는 해제").

기능 설정 또는 해제

이지스타트 기능을 설정 또는 해제하는 방법:

1단계: 충전대에 핸들을 꽂습니다.

2단계: 전원 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.



신호음이 1번 울리면 이지스타트 기능이 해제된 것입니다.

또는

신호음이 2번 울리면 이지스타트 기능을 사용하도록 설정된 것입니다.

3단계: 신호음을 들으면 전원 버튼에서 손을 뗍니다.

참고: 최초 이지스타트 사이클 기간 이후에 이지스타트 기능을 사용하는 것은 소닉케어의 플라그 제거 성능을 저하시키므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

충전 및 배터리 잔량

필립스 Sonicare For Kids 칫솔은 배터리를 완전히 충전한 경우 한 번에 2분간 양치 기준으로 최소 28회(하루에 두 번 사용할 경우 14일) 양치할 수 있도록 설계되었습니다. 배터리 표시등에는 2분간의 양치 시간이 완료된 경우, 칫솔을 일시 중지한 경우, 충전 중인 경우에 배터리 상태가 표시됩니다.

참고: 첫 사용 전에 배터리가 완전히 충전되려면 최대 24시간이 걸리지만 필립스 소닉케어는 완전히 충전되지 않아도 사용할 수 있습니다.

충전기에서 충전

- 1 충전기를 전원 콘센트에 꽂으십시오.
- 2 충전기에 핸들을 꽂습니다.
 - 핸들은 짧은 신호음이 두 번 울려 핸들이 올바르게 놓였음을 알려줍니다.
 - 배터리 표시등의 불빛이 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다.
 - 핸들이 충전기에서 완전히 충전되면 배터리 표시등에 10초 동안 녹색 불이 켜졌다가 꺼집니다.

배터리 상태

배터리 잔량(콘센트에 연결된 충전기에 꽂은 핸들)

핸들을 충전기 위에 놓으면 배터리 표시등에 배터리 잔량이 표시됩니다.

배터리 잔량		배터리 표시등	
충전 중		녹색으로 깜박입니다.	
완전 충전		10초 동안 녹색으로 켜져 있다가 꺼집니다.	
배터리 잔량(칫솔 핸들을 충전기에 꽂지 않았을 때) 칫솔을 켜면 전원 버튼의 배터리 표시등에 배터리의 잔량이 표시됩니다.			
배터리 잔량	배터리 표시등	소리	
완전 충전	녹색 표시등 켜짐	-	
부족	녹색으로 깜박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 3회 울림	

방전

녹색으로 깜박임

양치질 후 핸들에서
신호음이 두 번씩 울림


참고: 에너지 절약을 위해 사용하지 않을 때는 배터리 표시등이 꺼집니다.

참고: 배터리가 완전히 방전되면 칫솔의 전원이 꺼집니다.
충전기에 칫솔을 올려놓고 충전하십시오.

참고: 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하려면 칫솔을 사용하지 않을 때에도 충전기에 꽂아 두십시오.

세척

칫솔 핸들




- 1 칫솔모를 제거하고 금속 몸체 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다. 남아 있는 치약을 모두 제거해야 합니다.

주의: 손상될 수 있으므로 금속 몸체 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

- 2 젖은 천으로 손잡이의 표면을 전체적으로 닦으십시오.

참고: 남은 물기를 없애기 위해 싱크대에서 손잡이를 두드리지 마십시오.

칫솔모



- 1 사용 후에는 항상 브러쉬 헤드를 물로 헹구십시오.
- 2 칫솔 손잡이에서 브러쉬 헤드를 제거하고 매주 1회 브러쉬 헤드와 손잡이 사이의 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아 냅니다. 필요 시 여행용 마개를 세척합니다.

충전기

- 1 청소하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 젖은 천으로 충전기의 표면을 닦으십시오.

여행용 케이스

따뜻한 물로 헹군 다음 물에 적신 천으로 여행용 케이스 내부를 청소합니다.

보관

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 코드를 뽑고 깨끗하게 닦은 다음 직사광선이 닿지 않는 시원하고 건조한 장소에 보관하십시오.

교체

최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 필립스 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오. Sonicare For Kids 교체용 칫솔모만 사용하십시오.

문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
칫솔모를 완전히 부착할 수 없습니다. 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 있습니다.		이 틈은 정상이며 칫솔모가 적절하게 진동하는 데 필요합니다.
Philips Sonicare 칫솔의 진동이 이전보다 약합니다.	적응 강도 기능이 해제되었거나, 압력 센서가 해제되었거나, 강도가 실수로 변경되었습니다.	적응 강도 및/또는 압력 센서 기능을 끄거나 강도 표시등을 원하는 수준으로 눌러 강도 레벨을 올립니다.
Philips Sonicare 칫솔의 부품이 없습니다.	누락된 부품은 구입한 모델에 포함되어 있지 않습니다.	액세서리와 칫솔모 액세서리 수는 구입한 모델 번호에 따라 다릅니다. 핸들 하단에 있는 HX 모델 번호를 찾아 핸들과 함께 제공되는 품목을 파악할 수 있습니다.

모델 번호 찾기

필립스 소닉케어 칫솔 핸들의 하단에서 모델 번호(HX63XX)를 확인하십시오.

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

보증 배제

보증이 적용되지 않는 품목:

- 칫솔모와 노즐을 포함한 입 안용 액세서리
- 정품이 아닌 교체품 또는 칫솔모 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찢개짐, 긁힘, 마모, 변색, 탈색 등 일반적인 마모 및 손상

재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

제품을 폐기할 때는 **자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식 배터리를 분리해야** 합니다. 배터리를 분리하기 전에 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

충전식 배터리 분리

리튬-이온 충전 셀을 포함한 제품입니다. 재활용하거나 적절히 폐기해야 합니다.

제품을 폐기할 때는 **자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식 배터리를 분리해야** 합니다. 배터리를 분리하기 전에 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

제품을 열기 위해 도구를 다룰 때와 충전식 배터리를 폐기할 때에는 필요한 모든 안전 주의사항을 준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업하는 제품 표면에 주의하여 작업하십시오.

배터리를 다룰 때는 손, 제품 및 배터리가 물기가 없는 건조한 상태인지 확인하십시오.

배터리를 분리한 후 우발적으로 단락되는 것을 방지하려면 배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀, 고리)에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 호일로 포장하지 마십시오. 배터리 단자를 테이프로 붙이거나 비닐 봉지에 배터리를 넣은 후에 폐기하십시오.

충전식 배터리를 분리하려면 일자형(표준) 드라이버가 필요합니다. 아래에 설명된 절차를 따를 때는 기본 안전 주의사항을 준수하십시오.


- 1 완전히 방전되지 않은 충전식 배터리를 방전시키려면 충전기에서 핸들을 분리하고 필립스 Sonicare For Kids가 작동하지 않을 때까지 전원을 켜 둡니다. 필립스 Sonicare For Kids의 전원이 켜지지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오.
- 2 칫솔모를 분리하여 폐기합니다.
- 3 핸들 바닥에 있는 슬롯에 드라이버를 넣고 하단의 뚜껑과 핸들 사이가 벌어질 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다.




- 4 드라이버를 틈 사이에 넣어서 핸들에서 하단의 뚜껑을 떼어 내십시오.




- 5 핸들을 뒤집은 채로 샤프트를 아래로 눌러 핸들 내부 부품을 분리합니다.




- 6 배터리 연결부 옆의 회로 기판 아래로 드라이버를 넣고 비틀어서 두 연결부를 분리하십시오. 회로 기판을 제거하고 플라스틱 부분에서 배터리를 꺼내십시오.



- 7 두 번째 금속 배터리 탭을 분리하려면 배터리를 잡아 당겨서 내부 부품에서 분리합니다.



주의: 배터리 탭의 날카로운 모서리에 손가락을 다치지 않도록 주의하십시오.



- 8** 배터리 접촉면에 테이프를 붙여서 배터리에 남아 있는 전기로 인한 감전을 방지합니다.

충전용 배터리는 분리하여 재활용을 위한 배터리 수거함에 버리고 제품의 나머지 부분은 적절한 방식으로 폐기합니다.

참고: 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

www.philips.com/Sonicare

©2023 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300011511361 (01/05/2023)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé