


Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
www.philips.com/avent

Trademarks are the property of Koninklijke Philips NV.
© 2023 Koninklijke Philips NV.
All rights reserved.
3000 038 9743 3 (2023-09-12)



USO PREVISTO: Las pezoneras Philips Avent están diseñadas para cubrir y proteger los pezones de las mujeres lactantes para apoyar la lactancia materna. Están diseñadas para ser usadas por un solo usuario. **Indicaciones de uso:** Las pezoneras Philips Avent están indicadas para el uso cuando la madre tiene los pezones doloridos, sensibles o agrietados. También está indicado para ayudar al bebé a agarrarse mejor en caso de anomalías orales o si la madre tiene los pezones planos o invertidos. También se puede utilizar para aliviar las dificultades del suministro de leche cuando el bebé no tolera la leche correctamente, tiene una forma de succión poco habitual (por ejemplo, bebés con poca fuerza, bebés pequeños o prematuros) o para ayudar al bebé a manejar el flujo de leche. **No hay contraindicaciones.** **Efectos secundarios:** al utilizar el dispositivo, pueden ocurrir efectos secundarios indeseables, como mastitis, cese de la lactancia materna, aftas en el bebé o poco aumento de peso en el bebé. Si usted o su bebé experimentan alguno de estos síntomas, consulte con un asesor en lactancia o profesional de la salud. **Información de seguridad importante** Antes de usar el producto, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesita consultarla en el futuro.

⚠ Advertencias para evitar la asfixia y la ingestión - No deje nunca desatendidas las pezoneras y el estuche de higiene, y mantenga ambas cosas fuera del alcance de los niños. - Compruebe todos los elementos antes de cada uso. - Después de usar el producto, los pezones pueden estar dañados o debilitados o después de 2 meses de uso.

⚠ Advertencia para evitar la contaminación y garantizar la higiene Siga las instrucciones descritas en las secciones sobre limpieza y desinfección.

Recomendaciones - Utilice el producto solo en caso de problemas de lactancia, tal como se describe en las indicaciones de uso. - Se recomienda utilizarlo con el asesoramiento de un profesional sanitario. Si surgen problemas o dolor, consulte con su médico o consultor de lactación. - Puede encontrar una copia electrónica de estas instrucciones en www.philips.com/support. - Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo, deberá notificarse a Philips a través de www.philips.com/support y a la autoridad competente del estado miembro en el que residan el usuario y/o el paciente.

Antes de usar, Paso 1: Limpieza
⚠ Advertencia No utilice agentes limpiadores abrasivos ni sustancias químicas o productos agresivos para limpiar las pezoneras, ya que pueden dañar el producto. Limpie las pezoneras antes del primer uso y después de cada uso.

Limpieza manual
1 Enjuague con agua fría y potable (unos 20 °C) durante 10-15 segundos.
2 Lave con agua tibia y potable (unos 35 °C) con lavavajillas líquidas, preferiblemente sin aromas ni colorantes artificiales.
3 Enjuague con agua fría y potable (unos 20 °C) durante 10-15 segundos.
4 Seque con un paño limpio o deje secar el producto sobre una superficie limpia.

Limpieza en el lavavajillas
1 Coloque en el estante superior del lavavajillas.
2 Realice un programa estándar con detergente para lavavajillas de uso doméstico normal.
3 Si no está completamente seco una vez finalizado el programa del lavavajillas, seque con un paño limpio o deje secar sobre una superficie limpia.

Paso 2: Desinfección
⚠ Advertencia Desinfecte (herviendo o bien en el microondas) antes del primer uso y al menos una vez al día. Tenga cuidado: después de la desinfección, el estuche de higiene y su contenido pueden estar muy calientes. Para evitar quemaduras, utilice el producto solo después de enfriarlo durante 5 minutos.
⚠ Advertencias para evitar la contaminación y garantizar la higiene - Limpie el estuche de higiene antes de usarlo por primera vez. - Utilice el nivel de agua, la potencia de microondas y el tiempo correctos. No intente hervir el estuche de higiene o una desinfección deficiente y dañar el estuche de higiene o las pezoneras. - Utilice solo el estuche de higiene suministrado.

Ebullición
1 Limpie tal como se describe en "Limpieza".
2 Hierva las pezoneras en agua potable durante 5 minutos.
3 Deje secar sobre una superficie limpia.
Microondas: alternativamente, utilice solo el estuche de higiene suministrado conforme a las instrucciones siguientes.
1 Limpie el estuche de higiene tal y como se describe en "Limpieza".
2 Añada 25 ml de agua potable al estuche de higiene, hasta la línea indicada (Fig. 1).
3 Coloque las pezoneras en el estuche de higiene y cierre la tapa firmemente (Fig. 2).
4 Coloque el estuche de higiene lleno en el microondas durante 3 minutos a 750-1000 W (Fig. 3).
5 Deje enfriar el estuche de higiene durante 5 minutos (Fig. 4).
6 Escurre el agua del estuche de higiene (Fig. 5).
7 Seque las pezoneras con un paño limpio o déjalas secar sobre una superficie limpia.

Uso
⚠ Advertencia Lávese bien las manos y los senos con agua y jabón antes de tocar las pezoneras para evitar la contaminación.

Aplicación del producto: siga las instrucciones siguientes para colocar el dispositivo en el seno.
1 Quite la pezonera limpia y desinfectada del estuche de higiene.
2 Ponga agua potable o leche materna en el lado que toca la piel para ayudar a que la pezonera se pegue bien (Fig. 6).
3 Sostenga la pezonera en la base de la zona del pezón y presione la cavidad del pezón parcialmente de dentro hacia afuera, para que quede medio invertida (Fig. 7).
4 Gire la pezonera de modo que el bebé pueda tener la nariz y la barbilla en contacto con la piel del seno (Fig. 8).
5 Centre la pezonera sobre el pezón y estire ligeramente las alas de la pezonera mientras pega el producto en el seno (Fig. 9).
6 Con la pezonera aplicada, ya puede amamantar de forma normal.

Almacenamiento guarde las pezoneras limpias en el estuche de higiene o en un recipiente seco y limpio. Guardar las pezoneras en un recipiente húmedo o que no está limpio puede causar contaminación.
Eliminación según la normativa local.
Explicación de los símbolos: Las señales y los símbolos de advertencia son imprescindibles para garantizar que use el producto de forma segura y correcta, y para mantenerlo a salvo de posibles lesiones. A continuación, encontrará el significado de las señales y los símbolos de advertencia que pueden aparecer en la pantalla y en el manual de usuario.

	El estuche de higiene es compatible con el microondas.
	Llene el estuche de higiene con agua.
	Espere 5 minutos antes de sacar el estuche de higiene del microondas.
	Este producto está hecho de polipropileno (PP) y es reciclable.
	El material utilizado para el embalaje es cartón/ cartón madera no ondulado.
	Este símbolo indica el número de catálogo del fabricante de las pezoneras.
	Seguir las instrucciones de uso.
	Forest Stewardship Council.
	Información importante, como advertencias y precauciones.
	UDI es un identificador de AIDC y la información de lectura humana directa.
	Este símbolo indica que el dispositivo es un producto sanitario.
	El fabricante ha tomado las medidas necesarias para garantizar que el dispositivo cumple la legislación de seguridad en vigor para su distribución dentro de la Unión Europea.
	El material utilizado en el producto es seguro para el contacto con la comida.

Especificaciones técnicas
- Dos tamaños de pezonera: pequeño 15 mm; mediano: 21 mm
- Materiales: silicona (pezoneras); polipropileno (estuche de higiene)
- Vida útil: 2 meses

PORTUGUÊS
Utilização prevista: o protetor de mamilo Philips Avent destina-se a cobrir e proteger os mamilos das mães que amamentam. O dispositivo destina-se a ser usado por um único utilizador. **Indicações de utilização:** o protetor de mamilo Philips Avent está indicado para utilização quando a mãe tem mamilos doloridos, sensíveis ou agrietados. Também está indicado para ajudar o bebé a desenvolver um melhor comportamento de pressão em caso de anomalias orais ou quando a mãe tem mamilos planos ou invertidos. Além disso, pode ser utilizado para aliviar as dificuldades na administração de leite quando o bebé não pega corretamente na mama (por exemplo, sucção fraca, bebés pequenos ou prematuros) ou para ajudar o bebé a lidar com o fluxo de leite. **Não existem contraindicações.** **Efeitos secundários:** Durante a utilização do dispositivo, podem ocorrer os seguintes efeitos secundários indesejáveis: mastite, paragem da amamentação, aftas no bebé e fraco ganho de peso do bebé. Se tiver algum destes sintomas (ou o seu bebé), contacte um profissional de saúde ou especialista em amamentação. **Informações de segurança importantes** Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e mantenha-as para eventual consulta futura.

⚠ Advertências de prevenção da asfixia e ingestão - Nunca deixe o protetor de mamilo e o estajo de higiene sem supervisão e mantenha-os fora do alcance das crianças. - Examine antes de cada utilização. Elimine aos primeiros sinais de danos ou deterioração, ou após 2 meses de utilização.

⚠ Advertências de prevenção da contaminação e para assegurar a higiene Siga as instruções descritas nas secções Limpeza e Desinfeção.

Recomendações - Utilize o produto apenas em caso de problemas de amamentação, conforme descrito nas indicações de utilização. - Recomenda-se a utilização sob a orientação de um profissional de saúde. Caso ocorram problemas ou dor, consulte o seu médico ou consultor de lactação. - Pode encontrar uma cópia eletrónica destas instruções em www.philips.com/support. - Qualquer incidente grave que ocorra com este dispositivo, deverá ser comunicado a Philips através de www.philips.com/support e a autoridade competente do Estado-membro no qual o utilizador e/ou doente reside.

Antes da utilização, efetue o Passo 1 - Limpeza
⚠ Advertência Não utilize agentes de limpeza abrasivos nem substâncias químicas ou produtos agressivos quando limpar o protetor de mamilo, uma vez que podem danificar o produto. Limpe o protetor de mamilo antes da primeira e após cada utilização.

Limpieza manual
1 Enjuague con agua potável fria (aprox. 20 °C) durante 10 a 15 segundos.
2 Lave em água potável quente (aprox. 35 °C) com detergente líquido, de preferência sem fragrâncias nem corantes artificiais.
3 Enjuague com água potável fria (aprox. 20 °C) durante 10 a 15 segundos.
4 Seque com um pano limpo ou deixe secar numa superfície limpa.

Lavagem na máquina de lavar a loiça
1 Coloque na bandeja superior da máquina de lavar a loiça.
2 Execute o programa normal ou o detergente para máquina de lavar a loiça doméstico habitual.
3 Se não estiver completamente seco após o programa de lavagem, seque com um pano limpo ou deixe secar numa superfície limpa.

Paso 2 - Desinfeção
⚠ Advertência Desinfecte este produto (em água a ferver ou pelo micro-ondas) antes da primeira utilização e, pelo menos, uma vez por dia. Tenha cuidado: após a desinfeção, o estajo de higiene e o respetivo conteúdo podem estar muito quentes. Para evitar queimaduras, utilize-os apenas após arrefecerem durante 5 minutos.
⚠ Advertências para evitar a contaminação e assegurar a higiene - Limpie o estajo de higiene antes da primeira utilização. - Utilize o nível de água, a potência de micro-ondas e o tempo corretos. Se não o fizer, a desinfeção pode ser insuficiente e pode danificar o estajo de higiene ou os protetores de mamilo. - Utilize apenas o estajo de higiene fornecido.

Ferver
1 Limpe tal como descrito na secção «Limpeza».
2 Ferva os protetores de mamilo em água potável durante 5 minutos.
3 Deixe secar numa superfície limpa.
Micro-ondas: alternativamente, utilize apenas o estajo de higiene fornecido de acordo com as instruções abaixo.
1 Limpe o estajo de higiene tal como descrito na secção «Limpeza».
2 Adicione 25 ml de água potável ao estajo de higiene, até à linha indicada (Fig. 1).
3 Coloque o(s) protetor(es) de mamilo no estajo de higiene e feche bem a tampa (Fig. 2).
4 Coloque o estajo de higiene cheio no micro-ondas durante 3 minutos a 750-1000 W (Fig. 3).
5 Deixe o estajo de higiene arrefecer durante 5 minutos (Fig. 4).
6 Escorra a água do estajo de higiene (Fig. 5).
7 Seque o(s) protetor(es) de mamilo com um pano limpo ou deixe secar numa superfície limpa.

Utilização
⚠ Advertência Lavete bem as mãos e os seios com água e sabão para evitar contaminações.

Aplicar o produto: siga as instruções abaixo para colocar o dispositivo na mama.
1 Retire o protetor de mamilo limpo e desinfectado do estajo de higiene.
2 Coloque água potável ou leite materno no rebordo do lado voltado para a pele, de forma a ajudar o protetor a colar à pele (Fig. 6).
3 Mantenha o protetor na base da mama e prima a cavidade para o mamilo parcialmente de dentro para fora, de modo a que fique meio invertida (Fig. 7).
4 Rode o protetor, de modo a que o nariz e o queixo do bebé possam estar em contacto com a pele da mama (Fig. 8).
5 Centre o protetor sobre a mama e estire ligeiramente as asas do protetor quando colar o produto à sua mama (Fig. 9).
6 Com o protetor aplicado, pode agora amamentar normalmente.

Armazenar: armazene o(s) protetor(es) de mamilo no estajo de higiene num recipiente seco e limpo. Armazenar os protetor(es) de mamilo num recipiente húmido ou que não está limpo pode causar contaminação.
Eliminación de acordo com a legislação local.
Explicação dos símbolos - Os símbolos e os sinais de aviso são essenciais para garantir que utiliza este produto de forma segura e correta e para o proteger a si e aos outros contra ferimentos. Abaixo, pode encontrar o significado dos símbolos e dos sinais de aviso na etiqueta e no manual do utilizador.

	O estajo de higiene é compatível com micro-ondas.
	Encha o estajo de higiene com água.
	Aguarde 5 minutos antes de tirar o estajo de higiene do micro-ondas.
	Este produto é feito de polipropileno (PP) e é reciclável.
	O material utilizado para a embalagem é feito de cartão fibrado/cartão não cancelado.
	Este símbolo indica o número de catálogo do fabricante do protetor de mamilo.
	Siga as instruções de utilização.
	A marca Forest Stewardship Council.
	Informações importantes, tais como advertências e precauções.
	UDI é um identificador único do dispositivo (UDI) e um identificador para identificação automática e captura de dados (AIDC) e informação legível por humanos.
	Este símbolo indica que o dispositivo é um dispositivo médico.
	O fabricante tomou todas as medidas necessárias para assegurar que o dispositivo cumpre a legislação de segurança aplicável para distribuição na União Europeia.
	O material utilizado no produto pode tocar em alimentos de forma totalmente segura.

Especificações técnicas
- Dois tamanhos de protetor de mamilo: pequeno 15 mm; mediano: 21 mm
- Materiais: silicone (protetor de mamilo); polipropileno (estajo de higiene)
- Vida útil: 2 meses

ÖZELLİKLERİ
Kullanım amacı: Philips Avent Gögüs Ucu Koruyucu emzirme dönemindeki annelerin göğüs uçlarını kaplamak ve korumak amacıyla tasarlanmıştır ve emzirme deneyimini kolaylaştırır. Bir üründür. Çiğaz yalnızca tek bir kullanıcı tarafından kullanılabilir tasarlanmıştır. **Kullanım yeri:** Philips Avent Gögüs Ucu Koruyucu, emzirme dönemindeki annenin göğüs uçlarında tahriş, ağrı hassasiyeti, çatlak olmasa ya da ağrı hissedilmesi durumunda kullanılmıdır. Ayrıca, bebekte oral anomaliler varsa veya anne için düz/ters göğüs uçları söz konusu olan durumlarda bebeyin daha iyi bir emzirme davranış geliştirmesine yardımcı olabilir göğüs uçlarını. Dahası, bebeyin emzirmede sütsü etkin olarak emmesini sağlamak için emme tekniği kullanılması (yazıf emme, küçük/prematüre bebek gibi nedenlerle) veya sütsü aksıyla yutma arandırdığı dengeli kuramaması gibi anne sütsü aktarmaya ilgili zorlukların giderilmesinde kullanılır. Kullanılmaması gereken herhangi bir durum yoktur. **Yan etkiler:** Çiğaz kullanırken göğüs iltihaplanması, emzirmenin sonlanması, bebekte pamukçuk ve bebeyin kilo alımında azalma gibi istenmeyen yan etkiler görülebilir. Siz veya bebeyinizi bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız bir sağlık uzmanına veya emzirme uzmanına başvurun. **Önemli güvenlik bilgileri** Ürünü kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

⚠ Doğulma ve yutmaym ölemek için uyarılar - Gögüs ucu koruyucu ve hijyenik muhafazayı hiçbir zaman ortaklıkla bırakmayın ve çocukların erişemeyeceği yere muhafaza edin. - Her kullanımdan önce kontrol edin. Üzerinde hasara veya yıpranmaya dair bir işaret gördüğünüzde veya 2 aylık kullanımı süresi sonunda ürünü alın.

⚠ Kontaminasyonu ölemek ve hijyen sağlamak için uyarılar Temizlik ve Dezenfeksiyon bölümünde belirtilen talimatları uygulayın.

Öneriler Ürünü yalnızca Kullanım Yeri bölümünde açıklanan emzirme sorunlarıyla karşılaşıldığında kullanın. - Doktor veya sağlık çalışanı tavsiyesine kullanılması önerilir. - Bahsettiğimiz veya diğer hissedilmesi halinde doktorunuza danışın. - Söz konusu talimatların elektronik kopyasını şu sayfada bulabilirsiniz: www.philips.com/support. - Bu ürünün kullanılması ilgili olarak karışılabilir olumsuz ciddi durumlar, www.philips.com/support sayfasından bilgi alın ve kullanıcı desteği için yardım isteyin. - Devletin yetkili resmi makamlarına bildirin.

Kullanmadan önce, 1. Adım - Temizleme
⚠ Uyarı Gögüs ucu koruyucu temizlerken, hasara sebep olabilecekleri için aşındırıcı temizlik maddeleri veya agresif kimyasalları ya da malzemeleri kullanmayın. İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra göğüs ucu koruyucu temizleyin.

Manuel temizleme
1 Ürünü soğuk, içme suyuyla (yaklaşık 20 °C) 10-15 saniye durulayın.
2 Ürünü, ılık, içme suyuyla (yaklaşık 35 °C), terçihen yapay koku veya renklendirici içeremeyen sıvı bulaşık deterjanı kullanılarak yıkayın.
3 Ürünü soğuk, içme suyuyla (yaklaşık 20 °C) 10-15 saniye durulayın.
4 Temiz bir bezle kurulaşın veya temiz bir yerde kurumaya bırakın.

Bulaşık makinesinde temizleme
1 Ürünü bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirin.
2 Normal bulaşık makinesi deterjanı kullanın standart programla makineyi çalıştırın.
3 Standart program tamamlandıktan sonra makineden tam olarak kuruma, ürünü temiz bir bezle kurulaşın veya temiz bir yerde kurumaya bırakın.

2. Adım - Dezenfeksiyon
⚠ Uyarı Ürünü ilk kullanımdan önce ve her gün en az bir defa dezenfekte edin (kaynatarak veya mikrodalgada fırında). Lütfen dikkat edin: Dezenfeksiyondan sonra hijyenik muhafaza ve çindikçiler çok sıcak olabilir. Yanma riski yaralanma ve tahriş yaşamamak için ürünü 5 dakika soğuttuktan sonra kullanın.
⚠ Kontaminasyonu ölemek ve hijyen sağlamak için uyarılar - Hijyenik muhafazayı ilk kez kullanımdan önce temizleyin. - Su seviyesi, mikrodalgada süresi ve süresi için doğru değeri kullanın. Hatalı değer kullanımı, etkisiz dezenfeksiyona neden olarak hijyenik muhafazanın etkinliğini azaltabilir veya kuruyucunun hasar görmesine yol açabilir. - Sadece ürün ile birlikte verilen hijyenik muhafazayı kullanın.

Kaynatma
1 "Temizleme" bölümünde açıklanan şekilde temizleyin.
2 Gögüs ucu koruyucu için suyunu 5 dakika süreyle kaynatın.
3 Temiz bir yerde kurumaya bırakın.
Mikrodalgada - Alternatif olarak, yalnızca ürünü birlikte verilen hijyenik muhafazaya aşağıdaki talimatları uygulayın biçimde kullanın.
1 Hijyenik muhafazayı, "Temizleme" bölümünde açıklanan şekilde temizleyin.
2 Hijyenik muhafazayı, belirtilen çizgiye kadar (25 ml / 0,9 fl.oz.) içme suyu ekleyin (Şekil 1).
3 Gögüs ucu koruyucuyu kuruyucunun hijyenik muhafazanın içine yerleştirin ve kapagını sıkıca kapatın (Şekil 2).
4 Dolu hijyenik muhafazayı mikrodalgaya yerleştirin ve çihaz 750-1000 W ayarında 3 dakika boyunca çalıştırın (Şekil 3).
5 Hijyenik muhafazayı 5 dakika boyunca soğumaya bırakın (Şekil 4).
6 Hijyenik muhafazadaki suyu boşaltın (Şekil 5).
7 Gögüs ucu koruyucuyu/kuruyuculan temiz bir bezle kurulaşın veya temiz bir yerde kurumaya bırakın.

Kullanım
⚠ Uyarı Kontaminasyonu ölemek için göğüs ucu koruyucuya dokunmadan önce ellerinizi gögüsünüzün sabun ve suyla iyice yıkayın.

Ürünün uygulanması: Ürünü göğüsünüzün üzerine yerleştiren aşağıdaki talimatları uygulayın:
1 Temizleme ve dezenfekte edilen göğüs ucu koruyucu hijyenik muhafazadan çıkartın.
2 Cildinize iyice yapışması için kuruyucunun cildinize bakan kısmına az miktarda içme suyu veya anne sütsü koyun (Şekil 6).
3 Kuruyucuyu göğüs bölgesinin altından tutun ve göğüs ucu bölçüsünü iyice kısmen dışa gelecek biçimde bastırın (Şekil 7).
4 Bebeğinizin, göğüs bölgesindeki cildinize burun ve cene teması sağlayabileceği biçimde kuruyucuyu döndürün (Şekil 8).
5 Kuruyucuyu göğüs ucunuz üzerinde ortalayın ve ürünü göğüsünüze yerleştiren kuruyucunun kanatlarını hafifçe geri çekin (Şekil 9).
6 Artık kuruyucu takılmış haldeyken normal biçimde emzirilebilirsiniz.

Saklama - Fermo göğüs ucu koruyucu hijyenik muhafazasına veya kuru ve temiz bir saklama kabında tutun. Gögüs ucu koruyucunun temiz olmayan veya nemli/iskir bir muhafazaya saklanması kontaminasyona neden olur. **Ürünün Atılması** - Yerel yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde yapılımalıdır. **Sembol açıklamaları:** Uyarı işaretleri ve simgeler, bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlamak ve sizi ve bakışlarını yaralamalara karşı korumak için çok önemlidir. Etiketteki ve kullanılm kılavuzundaki uyarı işaretleri ve simgelerinin anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

	Hijyenik muhafaza, mikrodalgada kullanılabilir.
	Hijyenik muhafazayı su ile doldurun.
	Hijyenik muhafazayı mikrodalgadan çıkarmadan önce 5 dakika bekleyin.
	Bu ürün, polipropilenden (PP) yapılmıştır ve geri dönüştürülebilir.
	Ambarlalığı kullanılan malzeme, okulu olmayan karton/İf levhadır.
	REF Bu sembol, üreticinin göğüs ucu koruyucunun katalog numarasını gösterir.
	Kullanım talimatlarını izleyin.
	Forest Stewardship Council'i belirler.
	Uyarı ve ölem gibi önemli bilgiler.
	Benzersiz Çiğaz Tanımlayıcısı (UDI), Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama (AIDC) gibi bir tanımlayıcı ve insan tarafından okunabilir bilgi olarak verilmiştir.
	MD Bu sembol, çiğazın tıbbi bir cihaz olduğunu gösterir.
	Öretici, çiğazın Avrupa Birliği içindeki dağıtım için gerekli güvenlik mevzuatına uyumunu sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almıştır.
	Üründe kullanılan malzemenin gıda ile teması güvenli.

Teknik özellikler
Gögüs ucu koruyucunun iki boyutu: Küçük 15 mm/0,6 inç; Orta: 21 mm/0,8 inç
- Malzemeler: Silikon (gögüs ucu koruyucu); Polipropilen (hijyenik muhafaza)
- Kullanım ömrü: 2 ay