


PHILIPS


Lumea

BRI955, BRI957,
BRI958, BRI973,
BRI976, BRI977





1



BRI955, BRI973 (2a, 2b, 2e)
BRI957, BRI958, BRI976, BRI977 (2a, 2b, 2c, 2d)

Suitable skin tones / Teints de peau
compatibles / 適合的皮膚色調 /
ألوان البشرة المناسبة



Suitable body hair colors /
Couleurs de poils du corps adaptées /
適合的體毛顏色 /
ألوان شعر الجسم المناسبة



English 6
Français 32
繁體中文 59
العربية 82

Contents

Welcome	6
Device overview	7
Contraindications	7
Important safety instructions	9
How IPL works	11
Suitable body hair colors	12
Recommended treatment schedule	12
What to expect	13
How to use your Lumea	14
Learning more about your Lumea	19
Charging	19
Attachments	19
SmartSkin sensor	21
Selecting the light intensity	21
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	22
Using your Lumea before and after sun exposure or tanning	23
Traveling with the device	23
After use	24
Troubleshooting	25
Warranty and support	27
Recycling	27
Technical specifications	28
Electromagnetic compatibility – Compliance information	29
Explanation of symbols	29

Welcome

Welcome to the world of Philips Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair growth. In close collaboration with expert scientists and dermatologists, we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the comfort of your home. Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past.

Lumea can be used on the body and on the female face (below the cheekbone). To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/support. For further information, please go to www.philips.com/Lumea to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Note: Keep these instructions with your product at all times.

Device overview

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Light exit window (with integrated UV filter) | 8 Flash button |
| 2 Attachments | 9 On/off button |
| a Body attachment | 10 Confirmation button |
| b Face attachment  | 11 Toggle buttons |
| c Bikini attachment  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 12 Intensity lights |
| d Underarm attachment  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 13 SmartSkin button |
| e Precision attachment  (BRI955, BRI973) | 14 Charging light |
| 3 SmartSkin sensor | 15 'READY to flash' light |
| 4 Integrated safety system | 16 Air input vents for the fan |
| 5 Reflector inside the attachment | 17 Air output vents |
| 6 Electronic contacts | 18 Device socket |
| 7 Opening for electronic contacts | 19 Adapter |
| | 20 Small plug |
| | 21 Cleaning cloth (not shown) |
| | 22 Pouch (not shown) |

Contraindications



Conditions

Never use the device:

- If you are under the age of 18 years or above 65 years.
- If you have skin tone marked with  in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual.
- If you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- If you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump, etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has been treated in the last 7 days with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical tretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.

- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.

Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria, etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).
- If you have a skin pigmentation disorder such as vitiligo.

Skin conditions

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin tone, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On the following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/Areas



Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and on or near the eyebrows. Lumea can only be used on the body and on the female face (below the cheekbone).
- On the lips, scalp, perineum, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- **Men** must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area. The hairs in these areas have different characteristics. The skin may get burnt (with pain, prolonged skin redness and pigmentary changes).

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important safety instructions

Warnings




Please read and follow these instructions to optimize the use of the device and prevent/minimize the risk of injury, skin reactions and side effects.

- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from any lotion or gel.
- Keep the device and the adapter dry.
- The device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool). Moisture can damage the device and lead to a potential safety hazard.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- If the device or adapter is broken or damaged, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken, as safe operation cannot be guaranteed under these circumstances.
- Do not attempt to open or repair your device or change the non-replaceable batteries. Opening Philips Lumea may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily and/or eye injury.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.


- No modification of this equipment is allowed. Do not modify, override or cut off any part of the device (e.g. battery, adapter or the cord), as this causes a hazardous situation.
- Do not look at the flash while using the device. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. While not necessary for safety, you may wear sunglasses or goggles for your convenience if you find the light uncomfortable or too bright.
- Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Do not use hair removal creams in the area (to be) treated with the device, as chemicals may cause skin reactions.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- The device can be stored at a temperature between -25 °C and 70 °C. Charge and use the device at a temperature between 5 °C and 35 °C. The device will not work properly outside of this temperature range. This may cause burns on your skin.
- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.
- If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.
- If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Keep Lumea out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Supervision is required to avoid potential risks such as exposure to the light output, electrocution, strangulation from the cables or choking on the attachments.
- Always avoid exposure to natural sunlight and artificial sunlight up to 4 weeks before your Lumea treatment and 48 hours afterward. Sensitive or tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.

- Do not use your Lumea within 2 weeks after using artificial tanning products (such as creams, sprays or pills). Artificially tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.
- If you notice a skin tone change since the last treatment, we advise you to perform a skin test and to wait 24 hours before your next treatment. If after this period skin reactions occur or persist, use a lower device setting which did not lead to skin reactions or stop using the device when already at the lowest setting (Ⓜ).
- Always check the device before you use it. Make sure that the SmartSkin sensor window is clean when using the device, to avoid improper operation (see 'D Clean & store after treatment').
- The light exit window and the inner parts of the attachment can become very hot ($>210^{\circ}\text{C}$) during usage. Always let the light exit window, as well as the inner parts of the attachment, cool down before you touch them.
- This device has a detachable power supply unit. Only use the adapter provided with this device. Do not use an extension cord. The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.
- Never leave the device unattended when it is plugged in.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not expose the device to direct sunlight or to high temperatures (near hot stoves, in microwave ovens or on induction cookers). Batteries may explode if overheated.
- If the battery is damaged or leaking, avoid contact with skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical attention.
- If the device behaves in a different way during your normal routine (e.g. abnormal smell or vibrations, longer charging time) stop using and charging your device and contact customer support for help.
- Follow the recommended treatment schedule. Increasing the frequency, especially in the initial phase, can increase the risk of skin reactions.


How IPL works



With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair growth is prevented.



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Tip: To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

Suitable body hair colors

Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light.

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table on the foldout page.

Recommended treatment schedule

Initial phase



To achieve effective hair reduction, follow the initial treatment schedule.

Initial treatment schedule

For the first 4 treatments, use Lumea once every 2 weeks to ensure that all hairs are treated.

- Perform a treatment within 3 days before or after the planned treatment date.
- If you have not treated yourself within 3 days before or after the planned treatment date, restart the initial phase. Plan in 4 treatments, 1 treatment every 2 weeks.

Note: If you do not restart the initial phase, you may not see effective hair reduction.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method (excluding hair removal creams).

Touch-up phase



After the initial phase (4 treatments), we recommend touch-ups every 4 weeks.

Touch-up treatment schedule

Perform a treatment every 4 weeks. Repeat this 8 times to achieve effective hair reduction. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months.

- We advise you to perform a treatment within 4 days before or after the planned treatment date.
- The results may vary based on your individual hair growth and also across different body areas.
- If you have completed the touch-up phase and you see the need to continue treatment (hair starts coming back), we advise you to restart the initial phase.

Note: Using the device more often does not increase efficacy.

Tip: Mark the treatment schedule on your calendar to remind yourself of the planned treatments.

What to expect

During initial phase


- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

During touch-up phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4 weeks) to maintain the result.


How to use your Lumea

A Remove hair & clean your skin




- 1 Remove hair before every treatment as long as hair is still visible. You can either shave, epilate or wax. Make sure you start to treat before new hair is visible on your skin. If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea.

Note: If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.




- 2 Clean and dry your skin. Make sure that it is free from any lotion or gel.


B Test skin 24 hours before treatment




- 1 Test your skin to find the correct light setting:
 - For every new body area and/or new attachment.
 - After sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning').



- 2 Select the correct attachment to test your skin (see 'Attachments').



- 3 Press the on/off button (⏻) to turn on the device.
- 4 Choose an area for your skin test.




- 5 Press the device firmly onto your skin and hold it in place.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without full skin contact.



- 6 Confirm that the 'READY to flash' light lights up white to ensure that there is full contact with your skin.


- If the 'READY to flash' light is orange, your skin is too dark to treat. Try Lumea on a lighter body area.



- 7 Try each setting on your skin and find your comfortable setting.
If the flash feels uncomfortable and you experience pain, lower the setting.
If you still experience an uncomfortable feeling while using the lowest setting (①), please stop using the device.
- When the 'READY to flash' light is white, press the flash button on the handle once, to treat one spot with setting ①.


The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

- You will see a flash of light.



Note: You can toggle through the light intensity settings by pressing the toggle button.

- Move to next area. Treat one spot with setting ②



- Move to next area. Treat one spot with setting ③
- Move to next area. Treat one spot with setting ④
- Move to next area. Treat one spot with setting ⑤



24 hours

8 Wait 24 hours.

Note: Even though you found your comfortable setting during the skin test, it may occur that skin reactions show within 24 hours after usage.




9 Check your skin for any reactions (e.g. redness, irritation, rash).

If there are no skin reactions after 24 hours, start the treatment with the highest comfortable setting.

If the highest comfortable setting resulted in a skin reaction, choose a lower setting that did not result in any skin reactions.


If you did not test a lower setting, repeat the skin test.

C Treatment




IMPORTANT: First finish sections A (Remove hair & clean your skin) and B (Test skin 24 hours before treatment) before starting treatment.


- 1** Connect the power adapter to the device and plug into a power outlet or charge the device and use cordless.




- 2** Press the on/off button  to turn on the device.



- 3** Choose the setting you selected after the skin test (section B, step 9).




- 4** Press the device firmly onto your skin and hold it in place. The 'READY to flash' light should light up white.



- 5** Press the flash button to release a flash on your skin. The flash treats the skin in that spot.

The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'READY to flash' light lights up white.




- 6** Move to an adjacent spot and press the flash button again. The surface of the attachment that is in contact with your skin is slightly larger than the light exit window.

Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.


- 7** Continue until you have treated the full area. There are two treatment modes (see 'Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash').
8 Turn off the device when you finished the treatment.
9 Remove hair before every next treatment, as long as hair is still visible.

Note: Do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).


D Clean & store after treatment




- 1 Unplug the device from the power outlet if you have used it with the power adapter.
- 2 Let the device cool down.




- 3 Moisten the soft cloth supplied with a few drops of water.



- 4 Take the attachment off the device.



- 5 Clean the light exit window of the device (A).



- 6 Clean all surfaces of the attachment, including the metal reflector and window of the attachment (parts B, C, D, E).
- 7 Let all parts dry thoroughly.
- 8 Store in a dust-free and dry place.

Learning more about your Lumea

Charging

Fully charge the battery before you use the device for the first time and when it is empty. Charging the battery takes up to 1 hour and 40 minutes. Charge the device when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon.

Fully charged battery provides at least 130 flashes at light intensity setting 5.

Charging the device

- 1 Turn off the device.
- 2 Insert the small plug into the device and the adapter into the power outlet.
 - During charging, the charging light flashes white.
 - When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.
 - Never cover the adapter and device during charging.

Note: The adapter and device can feel warm during charging. This is normal.

Note: This device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40 °C.

- 3 After charging, remove the adapter from the power outlet and pull the small plug out of the device.

Tip: Charge the device after each use to save battery life.


Note: The battery capacity is not enough for a full body treatment. We advise you to use the device corded while treating large body areas such as legs.

Attachments


For optimal results, it is important to use the correct attachment intended for the specific body area you want to treat. Lumea offers full-body treatment with several attachments designed for use on specific body areas. **SenseIQ** technology adapts the treatment program when a different attachment is connected.

Note: The device may not work anymore and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.



Body attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to effectively cover and treat areas below the neckline, especially large areas such as legs, arms and stomach.

Face attachment



The face attachment has a precise flat design with extra integrated red glass filter for safe and precise treatment on the sensitive skin above the upper lip, chin and sideburns. The device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. When you use the device on areas with sharp contours like the jawline and chin, it may be difficult to establish full skin contact and release a flash.


Tip: Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.

Underarm attachment (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



The underarm attachment has a specifically curved-out design to treat underarm hairs that might be hard to reach.

Bikini attachment (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of the bikini area. It has a curved-out design and has a higher light intensity compared to body attachment. Hair in this area tends to be thicker and stronger than leg hair.

Precision attachment (BRI955, BRI973)



The precision attachment has a curved-out design for use on bikini and underarm areas. It has a medium sized window with a glass window. It is designed for precise and effective coverage of bikini and underarm areas.

SmartSkin sensor

Lumea offers **SenseIQ** technology for a personalized hair removal treatment. The integrated SmartSkin sensor measures the skin tone at the start of each session and during the session. This provides two features:

- 1 The SmartSkin sensor prevents you to treat areas of your skin that are too dark: if it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'READY to flash' light starts blinking orange. It does not flash when you press the flash button. The device automatically disables. This prevents you from developing skin reactions.
- 2 The SmartSkin sensor will help you to select the light intensity setting that is comfortable for your skin. For this you can use the SmartSkin button .

Selecting the light intensity

Lumea provides 5 different light intensities, you will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

- 1 Press the on/off button  to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.



Note: To adjust the light intensity setting manually without using the SmartSkin button, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.

- 2 Press the SmartSkin button  and put the device to your skin.
- 3 After the device has scanned your skin, the light intensity indicators will blink white to indicate which intensities are most comfortable based on your skin tone.
- 4 Press the confirmation button  to confirm that you want to use the indicated setting.

Lumea automatically uses the highest indicated intensity, which is shown by a blinking intensity indicator.

Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most comfortable. Skin sensitivity can differ per person. Therefore, the skin test is the most important guide for selecting your light intensity setting (see 'B Test skin 24 hours before treatment').


- 5 Using Lumea should never be uncomfortably painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the toggle buttons.

Note: The device is automatically disabled when your skin tone is too dark (dark, marked with  in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual), to prevent you from developing skin reactions. The 'READY to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

- 6 After moving to another body area or sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning'), perform a skin test to determine a comfortable light intensity setting. To re-activate the setting indication feature, press the SmartSkin button .


Note: Perform a skin test before you start to treat another body area or after a skin tone change. Determine the light intensity setting for each body area separately.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash



Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.



- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Using your Lumea before and after sun exposure or tanning

Tanning with natural or artificial sunlight



Exposing your skin to natural or artificial sunlight may result with tanning which influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- Do not expose your skin to sunlight unprotected when using Lumea. During the entire IPL treatment period, and especially in the first 48 hours after treatment, protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas.
- Do not start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sunlight or tanning bed).
- Do not use Lumea on sunburned body areas.

Tanning with creams, sprays or pills

If you have used artificial tanning (creams, sprays or pills), wait at least 2 weeks before you use the device. Perform a skin test before starting or resuming your treatment with Lumea (see 'B Test skin 24 hours before treatment').

Traveling with the device

When you travel with the device, check with the airplane carrier to confirm that the device can be carried and/or used on the airplane.

After use

Aftercare

After use, you can apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas.

Warning: If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.



Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation, etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): this reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.

- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Pain: this can occur during or after treatment if you use the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'READY to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The 'READY to flash' light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device, take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it does not work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The 'READY to flash' light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90-degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the SmartSkin sensor is dirty.	Clean the light exit window and the SmartSkin sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The device does not flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary, clean the electronic contacts on the attachment.
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected a comfortable light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin. Never use the device if you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated. Never use the device on the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. Never use the device on warts, tattoos or permanent make-up, around the eyes and on or near the eyebrows, on the lips, perineum, scalp, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
	The treatment is still painful at the lowest setting (Ⓜ).	Lumea may not be suitable for your skin. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
There is no glass window in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no glass window in the body and underarm attachments. Only the face attachment has a red glass filter. The precision and bikini attachments have a transparent glass window.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time (see 'Selecting the light intensity').

Problem	Possible cause	Solution
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not cover all areas to be treated.	The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair growth can still decrease over the course of this period.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery. Philips Lumea products contain recyclable materials and should not be put into the municipal waste stream. Refer to the Philips Lumea support website for recycling options. Do not dispose of in fire.

Technical specifications

Transport and storage conditions	Lumea remains operational within its specification in NORMAL USE after transport or storage in the following environmental conditions: -25 °C to 70 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Operating conditions	Lumea complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: 5 °C to 35 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Pulse duration	Between 1–2.5 milliseconds, for all settings
Flash interval	Between 2–3.5 seconds depending on battery/mains-connected use
Optical exposure	Body attachment: 2.5–5.6 J/cm ² Underarm attachment: 2.5–6.5 J/cm ² Precision attachment: 2.5–6.5 J/cm ² Bikini attachment: 2.5–6.5 J/cm ² Face attachment: 2.4–5.9 J/cm ²
Adapter input	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
Adapter output	19.5 V $\overline{\text{---}}$ 3.33 A 65.0 W
Average active efficiency	≥88.0 %
Efficiency at low load (10 %)	≥79.0 %
No-load power consumption	<0.21 W
Adapter type number	The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The letter 'x' denotes type of plug, it can be: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, or H.

Electromagnetic compatibility – Compliance information

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.



This symbol identifies the manufacturer of the product: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.



This symbol means that you have to read the user manual carefully before you use the device. Save the user manual for future reference.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as cautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol indicates the serial number of the device.



This symbol identifies the catalogue number of the device.



This symbol identifies that the equipment meets the safety requirements specified for Class II equipment.



This symbol indicates that the equipment is suitable for direct current only.



This symbol indicates that the equipment is suitable for alternating current only.



This symbol indicates that the device should not be used around the eyes and on or near the eyebrows.



This symbol means: 'Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.'



This symbol means that the transformer is designed to be short-circuit proof.

	This symbol means that the transformer is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.
	This symbol means that the device is designed for indoor use.
	This symbol indicates the rated maximum ambient temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use.
	This symbol indicates that the device is intended to be usable up to the maximum altitude of 3000 m.
	This recycling symbol identifies the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol may include a number and/or abbreviation.
	This symbol indicates that a specific separate supply unit is required for connecting electrical equipment to the supply mains.
	This symbol identifies the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.
IP22	This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 12.5 mm and against harmful effects due to the ingress of vertical dripping water when tilted at 15 degrees.
IP30	This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 2.5 mm and that there is no protection for harmful effects due to the ingress of water.
	This symbol indicates the energy efficiency level.
	This symbol indicates that the adapter should not be used if the plug pins are damaged.
	This symbol means an object is capable of being recycled - not that the object has been recycled or will be accepted in all recycling collection systems.
	This symbol indicates WEEE, waste electrical and electronical equipment. Electrical waste products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice (see 'Recycling').
	This symbol means that this product contains batteries which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC).
	The symbol for the Green Dot ('Der Grüne Punkt' in German). The Green Dot is the license symbol of a European network of industry-funded systems for recycling the packaging materials of consumer goods.
	This symbol is applied to products to indicate that they conform with relevant EU directives regarding health and safety or environmental protection.



The FSC (Forest Stewardship Council) logo signifies that the product comes from responsible sources—environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable.



Certification mark for Australia and New Zealand that shows that this product conforms with relevant safety and Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements.



This symbol indicates that this product meets the relevant UK statutory requirements regarding safety and environmental protection.

UK Importer:

Philips Electronics UK Limited
Ascent 1, Aerospace Boulevard
Farnborough GU14 6XW
United Kingdom

Sommaire

Bienvenue	32
Aperçu de l'appareil	33
Contre-indications	33
Consignes de sécurité importantes	35
Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense	38
Couleurs de poils du corps adaptées	38
Programme de traitement recommandé	39
Résultats attendus	40
Mode d'emploi de votre Lumea	40
En savoir plus sur votre Lumea	45
Charge	45
Embouts	46
Capteur SmartSkin	48
Sélection de l'intensité lumineuse	48
Deux modes d'utilisation : Positionner-flasher et glisser-flasher	49
Utilisation de votre Lumea avant et après une exposition au soleil ou une séance de bronzage	49
Transport de l'appareil	50
Après utilisation	50
Dépannage	52
Garantie et assistance	54
Recyclage	54
Caractéristiques techniques	55
Compatibilité électromagnétique - Informations de conformité	56
Explication des symboles	56

Bienvenue

Bienvenue dans le monde de Philips Lumea ! Quelques semaines seulement vous séparent d'une peau lisse et soyeuse.

Lumea utilise la technologie de la lumière pulsée (IPL), connue pour être l'une des méthodes les plus efficaces pour empêcher la repousse permanente des poils. En étroite collaboration avec des experts scientifiques et des dermatologues, nous avons adapté cette technologie à base de lumière, utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, pour une utilisation simple et efficace à domicile. Lumea permet un traitement doux, pratique et efficace grâce à son intensité lumineuse adaptable pour un confort maximal. Les poils indésirables font enfin partie du passé.

Lumea peut être utilisé sur le corps et sur le visage féminin (sous les pommettes).

Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/support**. Pour en savoir plus, consultez le site **www.philips.com/Lumea** pour découvrir des conseils d'experts, des tutoriels vidéo et des FAQ qui vous permettront de bénéficier de tous les avantages de votre Lumea.

Remarque : Conservez ces instructions avec votre produit en toutes circonstances.

Aperçu de l'appareil

- | | |
|---|--|
| 1 Verre filtrant (avec filtre UV intégré) | 9 Bouton marche/arrêt |
| 2 Embouts | 10 Bouton confirmation |
| a Embout pour le corps | 11 Bouton de sélection d'intensité |
| b Embout pour le visage (👤) | 12 Voyants d'intensité |
| c Embout maillot (👙) (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 13 Bouton SmartSkin |
| d Embout aisselles (👙) (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 14 Voyant de charge |
| e Embout de précision (🔍) (BRI955, BRI973) | 15 Voyant « PRÊT à flasher » |
| 3 Capteur SmartSkin | 16 Orifices d'entrée d'air pour le ventilateur |
| 4 Système de sécurité intégré | 17 Orifices de sortie d'air |
| 5 Réflecteur intégré à l'embout | 18 Prise de l'appareil |
| 6 Contacts électroniques | 19 Adaptateur |
| 7 Accès aux contacts électroniques | 20 Petite fiche |
| 8 Bouton Flash | 21 Tissu de nettoyage (non illustré) |
| | 22 Trousse (non illustrée) |

Contre-indications



Conditions d'utilisation

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous avez moins de 18 ans ou plus de 65 ans.
- Si votre teinte de peau est marquée d'une ✖ dans le tableau « Teints de peau compatibles » figurant au début de ce mode d'emploi.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car l'appareil n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitantes.
- Si vous portez un implant actif quelconque (stimulateur cardiaque, neurostimulateur, pompe à insuline, etc.).

Médicaments/historique

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Vous suivez ou avez suivi, au cours des 7 derniers jours, un traitement à base d'acides alpha-hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), de trétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Vous avez pris de l'Accutane ou du Roaccutane à l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six derniers mois. Ce traitement rend la peau plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.

- Vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, consultez leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.

Pathologies/Troubles

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous souffrez de diabète ou d'une autre maladie systémique ou métabolique.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous souffrez d'une maladie liée à la photosensibilité (lucite polymorphe, urticaire solaire, porphyrie, etc.).
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.
- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).
- Si vous souffrez d'un désordre pigmentaire tel que le vitiligo.

Affections cutanées

N'utilisez jamais l'appareil :

- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de folliculite, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès labial (boutons de fièvre), de plaies ou de lésions, d'hématomes (ecchymoses) sur les zones à traiter.
- Sur une peau irritée (rouge ou écorchée), présentant des coups de soleil, bronzée naturellement ou artificiellement.

- Sur les zones suivantes : grains de beauté, taches de rousseur, veines de taille importante, zones à la pigmentation plus foncée, cicatrices et anomalies cutanées, sans consultation préalable d'un médecin. Cela peut entraîner des brûlures et des modifications du teint de peau, ce qui peut rendre l'identification des maladies de peau plus difficile.
- Sur les zones suivantes : verrues, tatouages ou maquillage permanent.

Emplacements/zones



N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :

- Autour des yeux et sur ou près des sourcils. Lumea peut être utilisé exclusivement sur le corps et sur le visage féminin (sous les pommettes).
- Sur les lèvres, le cuir chevelu, la zone du périnée, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.
- Sur les zones sur lesquelles vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut entraîner des réactions cutanées.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.
- Les **hommes** ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales. Les poils de ces zones ont des caractéristiques différentes. La peau pourrait être brûlée (avec douleurs, rougeurs prolongées de la peau et modifications pigmentaires).

Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.

Consignes de sécurité importantes

Avertissements



Veuillez lire et suivre les instructions pour utiliser votre appareil de façon optimale et éviter ou réduire les risques de blessures, de réactions cutanées et d'effets secondaires.


- Avant d'utiliser Lumea, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche, propre et exempte de lotion ou de gel.
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine). L'humidité peut endommager l'appareil et entraîner un risque pour la sécurité.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- Si l'appareil ou l'adaptateur est cassé ou endommagé, ne touchez aucune pièce interne afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV de la fenêtre de flashage et/ou de l'embout est cassé, car son fonctionnement en toute sécurité n'est pas garanti dans ces conditions.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre appareil, ni de changer la batterie non remplaçable. L'ouverture de Philips Lumea peut vous exposer à des composants électriques dangereux et à une énergie lumineuse pulsée, qui peut provoquer des lésions corporelles et/ou oculaires.
- Confiez toujours l'appareil à un centre de service autorisé par Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer extrêmement dangereuse pour l'utilisateur.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée. Ne modifiez pas, ne neutralisez pas ou ne coupez pas de pièce de l'appareil (batterie, adaptateur ou cordon, par exemple), car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Ne regardez pas le flash pendant l'utilisation de l'appareil. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour votre sécurité, vous pouvez porter des lunettes de soleil ou des lunettes de protection si vous trouvez la lumière inconfortable ou trop forte.
- Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. La surface de l'embout doit recouvrir la zone précédente afin de bien flasher toute la surface de la peau, mais le flashage répété d'une même zone n'augmente pas l'efficacité de la séance.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez pas de crèmes épilatoires sur la zone à traiter avec l'appareil, car les produits chimiques peuvent provoquer des réactions cutanées.
- N'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à traiter. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- L'appareil peut être conservé à une température comprise entre -25 °C et 70 °C. Chargez et utilisez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C. L'appareil ne fonctionnera pas correctement en dehors de cette plage de températures. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu et suivez les consignes de sécurité générales et de la batterie décrites dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise utilisation risquerait de provoquer des décharges électriques, des brûlures, un incendie et autres dangers ou blessures.
- L'épilation à la lumière intense pulsée peut entraîner une repousse accélérée chez certaines personnes. Au vu des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique traitées sur le visage et le cou.
- Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après la séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-la à l'eau. Si les réactions cutanées persistent, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- Si le rasage ou l'épilation, y compris à la cire, irrite votre peau, nous vous conseillons de ne pas utiliser cet appareil avant la disparition de ces irritations.


- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation du produit.
- Gardez votre Lumea hors de portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Une surveillance est nécessaire afin d'éviter tout risque d'exposition à la lumière, d'électrocution, d'étranglement avec les câbles ou d'étouffement avec les embouts.
- Évitez toujours de vous exposer à la lumière naturelle ou artificielle pendant les 4 semaines qui précèdent votre traitement Lumea et les 48 heures qui suivent. Les peaux sensibles ou bronzées sont plus susceptibles de subir des brûlures ou des modifications pigmentaires. Protégez votre peau du soleil en vous couvrant ou en appliquant une protection solaire indice SPF50 minimum sur les zones flashées non couvertes. Lisez les instructions du chapitre « Utilisation de votre Lumea avant et après une exposition au soleil ou une séance de bronzage » pour apprendre à utiliser votre Lumea en toute sécurité.
- N'utilisez pas votre Lumea pendant les 2 semaines suivant l'utilisation de produits de bronzage artificiel (crèmes, sprays ou gélules). Les peaux bronzées artificiellement sont plus susceptibles de subir des brûlures ou des modifications pigmentaires. Lisez les instructions du chapitre « Utilisation de votre Lumea avant et après une exposition au soleil ou une séance de bronzage » pour apprendre à utiliser votre Lumea en toute sécurité.
- Si vous constatez un changement de couleur de peau depuis la dernière séance, nous vous conseillons d'effectuer un test cutané et de patienter 24 heures avant la séance suivante. Si des réactions cutanées apparaissent ou persistent après cette période, utilisez un réglage inférieur qui n'engendre pas de réactions cutanées ou cessez d'utiliser l'appareil si vous êtes déjà au réglage le plus bas (①).
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout fonctionnement inapproprié, assurez-vous que la fenêtre du capteur SmartSkin est propre lors de l'utilisation de l'appareil (voir « D Nettoyage et rangement »).
- Le verre filtrant et les pièces internes de l'embout peuvent être très chauds (plus de 210 °C) pendant leur utilisation. Laissez-les toujours refroidir avant de les toucher.
- Cet appareil est équipé d'un bloc d'alimentation amovible. Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec l'appareil. N'employez pas de rallonge. La référence (AD2069x20020HF) figure sur votre appareil. Le « X » dans ce numéro désigne le type de prise correspondant à votre pays.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
- Débranchez toujours le produit lorsqu'il est entièrement chargé.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées (poêles chaudes, fours à micro-ondes ou plaques à induction). La batterie peut exploser en cas de surchauffe.
- Si la batterie est endommagée ou fuit, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

- Si l'appareil ne se comporte pas comme d'habitude (par exemple, odeur ou vibrations anormales, temps de charge plus long), cessez d'utiliser et de charger votre appareil et contactez le Service Consommateurs. pour obtenir de l'aide.
- Suivez le programme de séances recommandé. L'augmentation de la fréquence, surtout pendant la phase initiale, peut augmenter le risque de réactions cutanées.


Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense



Avec la lumière pulsée intense, de légères impulsions lumineuses sont appliquées sur la peau et absorbées par la racine des poils. Plus la peau est claire et plus le poil est foncé, plus il absorbe les impulsions lumineuses.



Ce processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par conséquent, les poils tombent naturellement et leur pousse est freinée.



Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La technologie de lumière pulsée intense n'est efficace que lorsque les poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissance au même moment. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de suivre le programme de séances initial (4 séances, espacées de 2 semaines), puis d'effectuer des retouches (toutes les 4 semaines) pour vous assurer que tous les poils en phase de croissance ont bien été traités.

Conseil : pour une épilation durable, nous recommandons d'effectuer des retouches toutes les 4 semaines.


Couleurs de poils du corps adaptées

L'utilisation de Lumea est inefficace si vous avez des poils blonds clairs, gris, roux ou blancs, car ces teintes n'absorbent pas suffisamment la lumière.

Remarque : pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre pilosité, consultez le tableau de couleur des poils sur la page dépliant.

Programme de traitement recommandé

Phase initiale



Pour une diminution efficace de la pilosité, suivez le programme de séances initial.

Programme de séances initial

Pour les quatre premières séances, utilisez Lumea une fois toutes les deux semaines afin de bien traiter tous les poils.

- Effectuez la séance dans les trois jours précédant ou suivant la date prévue.
- Si vous n'effectuez pas la séance dans les trois jours précédant ou suivant la date prévue, recommencez la phase initiale. Planifiez quatre séances, une toutes les deux semaines.

Remarque : Si vous ne recommencez pas la phase initiale, vous risquez de ne pas constater de réduction efficace de votre pilosité.

Remarque : remplacer l'une des séances à la lumière intense pulsée par une autre méthode d'épilation (cire, épilation électrique, etc.) serait contre-productif pour l'objectif souhaité de réduction de votre pilosité.

Si vous souhaitez vous épiler entre deux séances Lumea, utilisez votre méthode d'épilation habituelle (hors crèmes dépilatoires).

Phase de retouche



Après la phase initiale (4 séances), nous vous recommandons de faire des retouches toutes les 4 semaines.

Programme de retouches

Effectuez une séance toutes les quatre semaines. Répétez cette opération 8 fois pour obtenir une diminution efficace de votre pilosité. Cela permet de conserver les résultats et de bénéficier d'une peau lisse pendant des mois.

- Nous vous conseillons d'effectuer la séance dans les quatre jours précédant ou suivant la date prévue.
- Les résultats peuvent varier en fonction de la pousse des poils et des zones du corps.
- Si vous avez terminé la phase de retouche et que vous remarquez qu'il est nécessaire de continuer les séances (les poils commencent à repousser), nous vous conseillons de recommencer la phase initiale.

Remarque : une utilisation plus fréquente de l'appareil n'accroît pas son efficacité.

Conseil : notez le programme sur votre calendrier pour vous rappeler les séances prévues.

Résultats attendus

Pendant la phase initiale


- Après la première séance, une à deux semaines peuvent être nécessaires pour que les poils tombent. Pendant les premières semaines suivant les séances initiales, vous verrez encore quelques poils pousser. Il s'agira probablement de poils qui n'étaient pas en phase de croissance pendant les premières séances.
- Après 2 à 3 séances, vous devriez constater une réduction remarquable de la croissance des poils. Cependant, pour traiter efficacement tous les poils, il est important d'effectuer le traitement en suivant le programme de traitement recommandé.
- Après 4 séances, vous devriez constater une diminution importante de la pilosité des zones traitées avec Lumea. Une réduction de la densité du poil devrait également être visible.

Pendant la phase de retouche

- Continuez le traitement avec des retouches fréquentes (toutes les 4 semaines) pour conserver les résultats obtenus.


Mode d'emploi de votre Lumea

A Épilation et nettoyage de la peau




- 1 Rasez-vous ou épiliez-vous avant chaque séance, tant que des poils restent visibles. Vous pouvez raser les poils, les épiler ou les épiler à la cire. Veillez à commencer à traiter la zone avant que de nouveaux poils ne soient visibles sur votre peau. Si vous choisissez la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea.

Remarque : Si le rasage ou l'épilation, y compris à la cire, irrite votre peau, nous vous conseillons de ne pas utiliser cet appareil avant la disparition de ces irritations.



- 2 Nettoyez et séchez votre peau. Assurez-vous qu'elle est dépourvue de lotion ou de gel.



B Test cutané 24 heures avant la séance



1 Testez votre peau pour trouver le bon réglage de lumière :


- Pour chaque nouvelle zone du corps et/ou nouvel embout utilisé.
- Après une exposition au soleil ou une séance de bronzage (voir « Utilisation de votre Lumea avant et après une exposition au soleil ou une séance de bronzage »).

2 Sélectionnez l'embout approprié pour tester votre peau (voir « Embouts »).



3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer l'appareil.

4 Choisissez une zone pour votre test cutané.






5 Appuyez fermement l'appareil sur votre peau et maintenez-le en place.

Le système de sécurité intégré empêche l'émission non intentionnelle d'un flash en l'absence de contact avec la peau.



6 Vérifiez que le voyant « PRÊT à flasher » s'allume en blanc pour garantir le contact total avec la peau.

- Si le voyant « PRÊT à flasher » est orange, votre peau est trop foncée pour être traitée. Essayez Lumea sur une zone plus claire du corps.



24 hours



- 7** Testez chaque réglage sur votre peau pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Si le flash est inconfortable et douloureux, choisissez un réglage inférieur.

Si vous ressentez toujours une sensation désagréable avec le réglage le plus bas (①), veuillez cesser d'utiliser l'appareil.

- Lorsque le voyant « PRÊT à flasher » est blanc, appuyez une fois sur le bouton du flash sur le manche pour traiter la zone avec le réglage ①.

L'appareil émet un léger bruit. Le flash crée une sensation de chaleur.

- Vous verrez un flash de lumière.

Remarque : Vous pouvez modifier l'intensité lumineuse en appuyant sur le bouton d'intensité.

- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ②
- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ③
- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ④
- Passez à la zone suivante. Traitez un endroit avec le réglage ⑤

- 8** Patientez environ 24 heures.

Remarque : Même si vous avez trouvé votre réglage confortable pendant le test cutané, des réactions cutanées peuvent apparaître dans les 24 heures suivant l'utilisation.

- 9** Vérifiez la présence éventuelle de réactions cutanées (rougeurs, irritation, éruption, etc.).


En l'absence de réactions cutanées dans les 24 heures, commencez la séance avec le réglage le plus confortable.

Si le réglage le plus confortable entraîne une réaction cutanée, choisissez un réglage inférieur n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.


Si vous n'avez pas testé de réglage inférieur, refaites le test cutané.

C Séance


IMPORTANT : Terminez d'abord les sections A (épilation et nettoyage de la peau) et B (test cutané 24 h avant la séance) avant de commencer la séance.




- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur l'appareil et sur une prise de courant, ou chargez l'appareil et utilisez-le sans fil.




- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt (🔌) pour allumer l'appareil.



- 3 Choisissez le réglage que vous avez sélectionné après le test cutané (section B, étape 9).




- 4 Appuyez fermement l'appareil sur votre peau et maintenez-le en place. Le voyant « PRÊT à flasher » doit s'allumer en blanc.



- 5** Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash sur la peau. Le flash traite la peau à cet endroit.
L'appareil émet un léger bruit. Le flash crée une sensation de chaleur.


Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Vous pouvez émettre un flash lorsque le voyant « PRÊT à flasher » s'allume en blanc.




- 6** Passez à une zone adjacente et appuyez à nouveau sur le bouton du flash. La surface de l'embout en contact avec la peau est légèrement plus grande que la fenêtre de flashage.
Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. La surface de l'embout doit recouvrir la zone précédente afin de bien flasher toute la surface de la peau, mais le flashage répété d'une même zone n'augmente pas l'efficacité de la séance.
- 7** Continuez jusqu'à ce que vous ayez traité toute la zone. Il existe deux modes pour les séances (voir « Deux modes d'utilisation : Positionner-flasher et glisser-flasher »).
- 8** Éteignez l'appareil une fois la séance terminée.
- 9** Rasez-vous ou épiliez-vous avant chaque séance, tant que des poils restent visibles.

Remarque : N'essayez pas l'appareil sur des zones difficiles ou sensibles (cheville ou zone osseuse).

D Nettoyage et rangement




- 1** Débranchez l'appareil de la prise de courant si vous l'avez utilisé avec l'adaptateur secteur.
- 2** Laissez l'appareil refroidir.




- 3** Humidifiez le chiffon doux fourni avec quelques gouttes d'eau.


- 4 Retirez l'embout de l'appareil.



- 5 Nettoyez la fenêtre de flashage de l'appareil (A).



- 6 Nettoyez toutes les surfaces de l'embout, y compris le réflecteur métallique et la fenêtre (parties B, C, D, E).
 7 Laissez bien sécher toutes les pièces après nettoyage.
 8 Rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.



En savoir plus sur votre Lumea

Charge

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et lorsqu'elle est vide. La charge dure environ 1 heure et 40 minutes. Chargez l'appareil lorsque le voyant de charge s'allume en orange pendant l'utilisation pour indiquer que la batterie est faible et sera bientôt déchargée. Une batterie entièrement chargée permet d'émettre au moins 130 flashes au réglage d'intensité lumineuse 5.

Chargement de l'appareil

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Insérez l'embout de chargement dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise de courant.
 - Les témoins de charge clignotent en blanc pendant la charge.
 - Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge cesse de clignoter et se fixe au blanc.
 - Ne recouvrez jamais l'adaptateur et l'appareil pendant la charge.

Remarque : L'adaptateur et l'appareil peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène est normal.

Remarque : cet appareil est équipé d'un dispositif de protection de surchauffe de la batterie et ne se recharge pas si la température ambiante est supérieure à 40 °C.

- 3** Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise de courant, puis retirez l'embout de chargement de l'appareil.

Conseil : Chargez l'appareil après chaque utilisation pour économiser la batterie.


Remarque : la capacité de la batterie ne suffit pas pour une séance sur le corps entier. Nous vous conseillons d'utiliser l'appareil branché sur secteur lorsque vous traitez de grandes zones (jambes, par exemple).

Embouts


Pour un résultat optimal, il est important d'utiliser l'embout adapté à la zone spécifique du corps que vous souhaitez traiter. Lumea offre une épilation complète du corps grâce à ses différents embouts destinés à être utilisés sur des zones spécifiques. La technologie **SenseIQ** adapte le programme de la séance en cas d'utilisation d'un autre embout.

Remarque : l'appareil risque de ne plus fonctionner et d'afficher un message d'erreur si le connecteur de l'embout est sale. Dans ce cas, nettoyez les contacts.

Pour mettre l'embout, il vous suffit de le fixer sur la fenêtre de flashage.



Pour enlever l'embout, retirez-le de la fenêtre de flashage.



Embout pour le corps

L'embout pour le corps dispose de la fenêtre de traitement la plus large et possède une forme incurvée permettant de couvrir efficacement les zones situées sous le cou, notamment les zones étendues comme les jambes, les bras et le ventre.

Embout pour le visage



L'embout pour le visage possède une forme plate ainsi qu'un filtre en verre rouge intégré supplémentaire pour un traitement sûr et précis des zones sensibles situées au-dessus de la lèvre supérieure, du menton et des favoris/pattes. Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés sous les pommettes. Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones aux contours anguleux, comme la mâchoire et le menton, il peut être difficile d'établir un contact complet avec la peau et de déclencher un flash.

Conseil : Placez votre langue entre la lèvre supérieure et vos dents ou gonflez vos joues pour faciliter la séance.

Embout aisselles (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



L'embout aisselles possède une forme bombée permettant de traiter les poils des aisselles qui peuvent être difficiles à atteindre.

Embout maillot (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



L'embout maillot possède un design spécial permettant de traiter efficacement la zone du maillot. Sa forme est bombée et son intensité lumineuse est supérieure à celle de l'embout pour le corps. Les poils de cette zone ont tendance à être plus épais et plus drus que ceux des jambes.

Embout de précision (BRI955, BRI973)



L'embout de précision possède une forme bombée qui épouse les contours du maillot et des aisselles. Il est doté d'une vitre de taille moyenne. Il est conçu pour une épilation précise et efficace de ces zones.

Capteur SmartSkin

Lumea intègre la technologie **SenseIQ** pour une épilation sur mesure. Le capteur SmartSkin intégré mesure le teint de la peau au début de chaque séance et pendant. Sa fonction est double :

- 1 Le capteur SmartSkin vous empêche de traiter les zones trop foncées : s'il détecte une carnation trop foncée, le voyant « PRÊT à flasher » commence à clignoter en orange. Le flash ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton. L'appareil se désactive automatiquement afin de prévenir tout risque de réactions cutanées.
- 2 Le capteur SmartSkin vous permet de sélectionner le réglage d'intensité lumineuse adapté à votre peau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton SmartSkin .

Sélection de l'intensité lumineuse

Lumea offre 5 intensités lumineuses différentes. Vous pourrez changer de réglage d'intensité lumineuse à tout moment.

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer l'appareil. L'appareil commence à fonctionner à l'intensité lumineuse de niveau 1.

Remarque : pour régler l'intensité lumineuse manuellement, sans utiliser le bouton SmartSkin, utilisez le bouton de sélection d'intensité jusqu'à atteindre le réglage souhaité. Le voyant de sélection de l'intensité devient blanc.

- 2 Appuyez sur le bouton SmartSkin  et placez l'appareil sur la peau.
- 3 Une fois que l'appareil a analysé votre peau, il vous indique les intensités les plus confortables en fonction de votre teint de peau en faisant clignoter les voyants correspondants en blanc.
- 4 Appuyez sur le bouton de confirmation  pour confirmer que vous souhaitez utiliser le réglage indiqué.

Lumea utilise automatiquement l'intensité maximale indiquée, représentée par un voyant d'intensité clignotant.

L'appareil vous donne la possibilité de sélectionner l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux. La sensibilité de la peau peut varier d'une personne à l'autre. Le test cutané est le guide le plus important pour sélectionner votre réglage d'intensité lumineuse (voir « B Test cutané 24 heures avant la séance »).

- 5 L'utilisation de Lumea ne doit jamais être douloureuse. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort. Pour ce faire, utilisez les boutons de sélection d'intensité.


Remarque : L'appareil se désactive automatiquement si votre peau est trop sombre (foncée, marquée d'une  dans le tableau « Teints de peau compatibles » figurant au début de ce mode d'emploi) pour éviter le développement de réactions cutanées. Le voyant « PRÊT à flasher » clignote en orange s'il détecte un teint de peau trop foncé.



- 6 Au moment de passer à une autre zone du corps ou après une exposition au soleil ou une séance de bronzage (voir « Utilisation de votre Lumea avant et après une exposition au soleil ou une séance de bronzage »), effectuez un test cutané pour déterminer une intensité lumineuse confortable. Pour réactiver la fonction d'indication de réglage, appuyez sur le bouton SmartSkin®.


Remarque : Effectuez un test cutané avant de commencer à traiter une autre partie du corps ou après un changement de teint de peau. Déterminez l'intensité lumineuse adaptée à chaque zone du corps séparément.

Deux modes d'utilisation : Positionner-flasher et glisser-flasher



Votre Philips Lumea propose deux modes de traitement, pour une utilisation aisée sur les différentes zones du corps :

- Le mode manuel est idéal pour traiter des zones petites ou arrondies comme les genoux et les aisselles. Pressez, puis relâchez le bouton du flash pour émettre un seul flash.



- Le mode continu est particulièrement adapté au flashage de zones plus grandes comme les jambes. Maintenez le bouton du flash enfoncé tout en faisant glisser l'appareil sur votre peau pour émettre plusieurs flashes d'affilée.

Utilisation de votre Lumea avant et après une exposition au soleil ou une séance de bronzage

Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle



L'exposition de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle peut entraîner un bronzage qui affecte la sensibilité et la couleur de votre peau. Dès lors, ce qui suit est très important :

- N'exposez pas votre peau au soleil sans protection lorsque vous utilisez Lumea. Pendant toute la durée du traitement par lumière pulsée, et notamment au cours des 48 heures suivant la séance, protégez votre peau du soleil en vous couvrant ou en appliquant une protection solaire indice SPF50 minimum sur les zones flashées non couvertes.

- Ne commencez pas ou ne reprenez pas les séances avec Lumea dans les 4 semaines suivant une exposition au soleil sans protection (soleil naturel ou lit de bronzage UV).
- N'utilisez pas Lumea sur les zones du corps présentant des coups de soleil.

Bronzage à l'aide de crèmes, sprays ou gélules

Si vous avez utilisé des produits de bronzage artificiel (crèmes, sprays ou gélules), attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser l'appareil. Effectuez un test cutané avant de commencer ou de reprendre les séances avec Lumea (voir « B Test cutané 24 heures avant la séance »).

Transport de l'appareil

Lorsque vous voyagez avec l'appareil, vérifiez auprès du transporteur aérien que l'appareil peut être transporté et/ou utilisé dans l'avion.

Après utilisation

Suivi

Après utilisation, vous pouvez appliquer des lotions, des crèmes, un déodorant, une crème hydratante ou des produits cosmétiques sur les zones traitées.

Avertissement : Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après la séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-la à l'eau. Si les réactions cutanées persistent, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

Réactions cutanées courantes

Votre peau peut présenter une légère rougeur et/ou des fourmillements, picotements ou une sensation de chaleur. Cette réaction disparaît rapidement. Le rasage et l'association du rasage et du flashage à la lumière peut en effet assécher la peau et provoquer des démangeaisons. Vous pouvez refroidir la zone avec de la glace ou une serviette humide. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer un hydratant non parfumé sur la zone traitée.

Effets secondaires rares

- Brûlures, rougeur excessive (par ex. autour des follicules pileux) et gonflement : ces réactions sont rares. Elles sont dues à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elles ne disparaissent pas au bout de 3 jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.

- Altération de la pigmentation de la peau : cette réaction survient très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée (hyperpigmentation) ou plus claire (hypopigmentation) que la zone qui l'entoure. Elle est due à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elle persiste au-delà de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé son teint normal.
- Une infection cutanée est extrêmement rare. Elle peut néanmoins survenir après une (micro)blessure, une brûlure cutanée, une irritation, etc.
- Chaleur épidermique (zone brunâtre nettement définie souvent observée sur des teintes de peau foncées, sans sécheresse de la peau) : cette réaction ne survient que très rarement. Si elle persiste au-delà d'une semaine, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Cloques (petites bulles à la surface de la peau) : cette réaction survient très rarement. Si elle persiste au-delà d'un mois ou que votre peau s'infecte, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Cicatrice : le plus souvent, effet secondaire d'une brûlure, qui peut nécessiter plus d'un mois pour guérir.
- Folliculite (inflammation de follicules pileux avec formation de pustules) : cette réaction, très rare, est due à la pénétration de bactéries dans des lésions cutanées. En cas de survenue de cette réaction, consultez votre médecin car une folliculite peut nécessiter une pommade antibiotique.
- Douleur : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous utilisez l'appareil sur une peau qui n'est pas dépourvue de poils, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone ou si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'adaptateur/appareil chauffe pendant son utilisation.	Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent (sans être trop chauds au toucher) pendant leur utilisation.	Utilisez l'appareil dans un environnement plus frais et/ou laissez-le refroidir avant de poursuivre votre traitement.
	Le ventilateur ne fonctionne pas.	Vérifiez que l'embout est bien fixé. Nettoyez les connecteurs de l'embout, si nécessaire. Si l'embout est bien fixé et s'il est possible de produire des flashes avec l'appareil, contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre de service agréé Philips.
	Le flux d'air refroidissant du ventilateur est bloqué par les mains ou une serviette.	Vérifiez que le flux d'air refroidissant du ventilateur n'est pas obstrué.
Lorsque je place l'appareil sur ma peau, il n'émet pas de flash. Le voyant « PRÊT à flasher » se met à clignoter en orange.	La teinte de peau de la zone à traiter est trop foncée.	Traitez des zones du corps à la teinte de peau plus claire avec Lumea.
Le voyant « PRÊT à flasher » clignote en orange et les 5 voyants d'intensité également.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le de la prise secteur et attendez environ 30 minutes, le temps qu'il refroidisse. L'appareil devrait ensuite fonctionner à nouveau normalement. Si ce n'est toujours pas le cas, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Le voyant « PRÊT à flasher » ne s'allume pas en blanc.	L'appareil n'est pas entièrement en contact avec votre peau.	Placez l'appareil de sorte que le système de sécurité intégré soit en contact avec votre peau, à 90 degrés.
L'appareil dégage une odeur étrange.	Le verre filtrant ou le capteur SmartSkin est sale.	Nettoyez le verre filtrant et le capteur SmartSkin soigneusement.
	Vous n'avez pas correctement éliminé les poils de la zone à traiter. Ces poils peuvent être brûlés et dégager une odeur.	Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.
L'appareil ne produit pas de flash, le ventilateur n'est pas allumé et les cinq voyants d'intensité clignotent.	L'embout n'est pas correctement fixé.	Veillez à bien le fixer. Si nécessaire, nettoyez les composants électroniques de l'embout.

Problème	Cause possible	Solution
La peau est plus sensible que d'habitude pendant le traitement. Je ressens une gêne lorsque j'utilise l'appareil.	Le réglage d'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevé.	Vérifiez que vous avez sélectionné un réglage d'intensité lumineuse confortable. Si nécessaire, sélectionnez un réglage inférieur.
	Vous n'avez pas correctement éliminé les poils des zones à traiter.	Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.
	Le filtre UV du verre filtrant est cassé.	N'utilisez plus l'appareil si le filtre UV est cassé. Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre de service agréé Philips.
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	N'utilisez jamais l'appareil sur des irritations (rougeurs ou coupures), des coups de soleil ou une peau bronzée naturellement ou artificiellement. N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de folliculite, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès labial (boutons de fièvre), de plaies ou de lésions, d'hématomes (ecchymoses) sur les zones à traiter. N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes : grains de beauté, taches de rousseur, veines de taille importante, zones à la pigmentation plus foncée, cicatrices et anomalies cutanées, sans consultation préalable d'un médecin. N'utilisez jamais l'appareil sur les verrues, les tatouages ou le maquillage permanent, autour des yeux et sur ou près des sourcils, sur les lèvres, la zone du périnée, le cuir chevelu, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles. Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales. Cela peut entraîner des brûlures et des modifications de la couleur de la peau, ce qui peut rendre l'identification des maladies de peau plus difficile.
	Le traitement reste douloureux au réglage le plus bas (①).	Il se peut que Lumea ne convienne pas à votre peau. Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre de service agréé Philips.
L'embout ne comporte pas de vitre.	C'est normal.	Aucune action n'est requise : les embouts corps et aisselles ne comportent pas de vitre. Seul l'embout pour le visage est doté d'un filtre en verre rouge. L'embout maillot et l'embout de précision sont équipés d'une vitre transparente.

Problème	Cause possible	Solution
La réaction cutanée après le traitement dure plus longtemps que d'habitude.	Vous avez utilisé un réglage d'intensité lumineuse trop élevé pour votre peau.	Sélectionnez une intensité inférieure la prochaine fois (voir « Sélection de l'intensité lumineuse »).
Le flash est très éblouissant. Dois-je porter des lunettes de protection ?	Non, Philips Lumea ne présente aucun danger pour les yeux.	La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Ne regardez pas le flash pendant l'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante. Veillez à bien placer l'appareil en contact avec la peau pour éviter la réflexion de la lumière.
Le résultat du traitement n'est pas satisfaisant.	Vous avez utilisé un réglage intensité lumineuse trop bas.	Sélectionnez un réglage d'intensité supérieur la prochaine fois.
	Vous n'avez pas couvert toutes les zones à flasher.	La surface de l'embout doit recouvrir la zone précédente afin de bien flasher toute la surface de la peau, mais le flashage répété d'une même zone n'augmente pas l'efficacité du traitement.
	L'appareil n'est pas efficace sur la couleur de vos poils.	Le traitement ne sera pas efficace si vous avez des poils blonds clairs, gris, roux ou blancs.
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour éliminer tous les poils, nous vous conseillons de suivre le programme de traitement recommandé. Vous pouvez réduire la durée entre deux traitements, sans réduire la fréquence à moins de deux semaines.
	Vous réagissez plus lentement à la lumière pulsée intense.	Continuez d'utiliser l'appareil pendant au moins six mois, car la pousse des poils peut encore ralentir pendant cette période.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/UE).



- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (2006/66/CE). Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel. Les produits Philips Lumea contiennent des matériaux recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Consultez le site Web d'assistance Philips Lumea pour connaître les options de recyclage. Ne jetez pas dans le feu.

Caractéristiques techniques

Conditions de transport et de stockage	Lumea reste opérationnel lorsqu'il est utilisé dans des CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION dans le cadre de ses spécifications de transport ou de stockage dans les conditions environnementales suivantes : -25 °C à 70 °C, jusqu'à 90 % d'humidité relative sans condensation, 700 hPa à 1 060 hPa
Conditions de fonctionnement	Lumea est conforme à ses spécifications lorsqu'il est utilisé dans des CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION dans la plage environnementale suivante : 5 °C à 35 °C, jusqu'à 90 % d'humidité relative sans condensation, 700 hPa à 1 060 hPa
Longueurs d'ondes émises	565 à 1 400 nm
Durée de l'impulsion	Entre 1 et 2,5 millisecondes, pour tous les réglages
Intervalle entre les flashes	Entre 2 et 3,5 secondes, suivant s'il fonctionne sur batterie/secteur
Exposition optique	Embout pour le corps : 2,5-5,6 J/cm ² Embout aisselles : 2,5-6,5 J/cm ² Embout de précision : 2,5-6,5 J/cm ² Embout maillot : 2,5-6,5 J/cm ² Embout pour le visage : 2,4-5,9 J/cm ²
Entrée de l'adaptateur	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Sortie de l'adaptateur	19,5 V --- 3,33 A, 65,0 W
Rendement moyen en mode actif	≥88,0 %
Efficacité à faible charge (10 %)	≥79,0 %
Consommation hors charge	<0,21 W

Référence de l'adaptateur La référence (AD2069x20020HF) figure sur votre appareil. La lettre « x » indique le type de prise et peut être : 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, ou H.

Compatibilité électromagnétique - Informations de conformité

Cet appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Explication des symboles

Les symboles et les signes d'avertissement sont indispensables pour garantir une utilisation sûre et correcte de ce produit, ainsi que pour protéger les utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous la signification des signes et symboles d'avertissement figurant sur l'étiquette et dans le mode d'emploi.



Ce symbole identifie le fabricant du produit : Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Pays-Bas.



Ce symbole signifie que vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure.



Ce symbole signifie que l'utilisateur doit consulter le manuel d'utilisation pour des informations de mise en garde importantes, telles que des précautions d'emploi qui ne peuvent pas toutes, pour diverses raisons, figurer sur l'appareil proprement dit.



Ce symbole signifie que l'utilisateur doit consulter le manuel d'utilisation pour des informations de mise en garde importantes, telles que des contre-indications et des avertissements qui ne peuvent pas toutes, pour diverses raisons, figurer sur l'appareil proprement dit.



Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil.



Ce symbole indique la référence catalogue de l'appareil.



Ce symbole identifie les équipements conformes aux normes de sécurité des équipements de classe II.



Ce symbole indique que l'appareil convient uniquement au courant continu.



Ce symbole indique que l'appareil ne convient qu'au courant alternatif.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être utilisé autour des yeux et sur les sourcils ou à côté.



Ce symbole signifie : « Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un récipient rempli d'eau. »



Ce symbole signifie que le transformateur est conçu pour résister aux courts-circuits.



Ce symbole signifie que le transformateur est considéré comme une alimentation à découpage.



Ce symbole signifie que l'appareil est conçu pour un usage intérieur.



Ce symbole indique la température ambiante nominale maximale à laquelle le transformateur peut fonctionner en continu dans des conditions normales d'utilisation.



Ce symbole indique que l'appareil est prévu pour être utilisé jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Ce symbole de recyclage identifie le matériau de fabrication d'un objet afin de faciliter son recyclage ou tout autre retraitement. Le symbole peut inclure un numéro et/ou une abréviation.



Ce symbole indique qu'un bloc d'alimentation spécifique est nécessaire pour brancher l'équipement électrique sur le secteur.



Ce symbole identifie l'interrupteur ou la position de l'interrupteur au moyen duquel une partie de l'équipement est mise sous tension pour activer le mode veille, identifier la commande à passer ou indiquer l'état d'économie d'énergie.

IP22

Ce symbole indique une protection contre la pénétration de corps solides étrangers de dimension supérieure ou égale à 12,5 mm et contre les chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison maximum de 15 degrés par rapport à la verticale.

IP30

Ce symbole indique une protection contre la pénétration de corps solides étrangers d'une taille supérieure ou égale à 2,5 mm et qu'il n'y a pas de protection contre les effets dangereux dus à des infiltrations d'eau.



Ce symbole indique le niveau d'efficacité énergétique.



Ce symbole indique que l'adaptateur ne doit pas être utilisé si les broches de la prise sont endommagées.



Ce symbole signifie qu'un objet peut être recyclé, et non que l'objet a été recyclé ou sera accepté dans tous les systèmes de collecte pour recyclage.



Symbole de la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les déchets électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Ils doivent être recyclés lorsque des installations de recyclage existent. Demandez des conseils de recyclage à vos autorités locales ou à votre détaillant (voir le chapitre « Recyclage »).



Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères courantes (2006/66/CE).



Symbole du point vert. Le point vert est le symbole de licence d'un réseau européen financé par l'industrie pour le recyclage des matériaux d'emballage des produits de consommation.



Ce symbole indique que le produit est conforme aux directives européennes applicables en matière de santé et de sécurité ou de protection de l'environnement.



Le logo FSC (Forest Stewardship Council ou Conseil de bonne gestion forestière) signifie que le produit provient de sources responsables, à savoir environnementalement appropriées, socialement bénéfiques et économiquement viables.



Ce symbole indique que le produit est conforme aux exigences marocaines en matière de sécurité des produits.

目錄

歡迎	59
裝置概要	60
禁忌	60
重要安全使用說明	62
IPL 的原理	63
適合的體毛顏色	64
建議的療程時間表	64
預期效果	65
如何使用 Lumea	65
進一步了解 Lumea	70
充電	70
配件	71
SmartSkin 感測器	73
選擇燈光強度	73
兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」	74
日曬或曬膚前後使用 Lumea	74
攜帶裝置旅行	74
使用完畢	75
疑難排解	76
保固與支援	78
回收	78
技術規格	78
電磁相容性 - 法規資訊	79
符號說明	79

歡迎

歡迎來到 Philips Lumea 世界！再過幾週，您就能享有柔細光滑的肌膚。

Lumea 採用的脈衝光 (IPL) 技術，在阻止毛髮生長方面具有長效而卓越的效果。我們與專業科學家及皮膚科醫生通力合作，引進了原先在專業美容院使用的光學脫毛技術，讓您在家中也能舒適地運用簡單又有效的方法除脫毛。溫和實用的 Lumea 能以您覺得舒適的燈光強度，方便而有效地進行脫毛療程。您終於可以擺脫惱人的多餘毛髮。

Lumea 可以用於身體與女性臉部 (顴骨以下)。

為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至 www.philips.com/support 註冊本產品。如需了解進一步資訊，請到訪 www.philips.com/Lumea，參閱專家建議、教學影片和常見問題，發揮 Lumea 的最大功效。

注意：請與您的產品一起妥善保存這些指示。

裝置概要

- 1

出光口 (內建紫外線濾光片)
- 2

配件

a

身體配件

b

臉部配件 

c

比基尼線配件  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)

d

腋下配件  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)

e

精準配件  (BRI955, BRI973)
- 3

SmartSkin 感應器
- 4

內建安全系統
- 5

配件內的反射器
- 6

電子接點
- 7

電子接點開口
- 8

閃光按鈕
- 9

開關按鈕
- 10

確認按鈕
- 11

切換按鈕
- 12

強度指示燈
- 13

SmartSkin 按鈕
- 14

充電指示燈
- 15

「閃光準備就緒」指示燈
- 16

風扇進風口
- 17

出風口
- 18

裝置插孔
- 19

電源轉換器
- 20

小插頭
- 21

清潔布 (未顯示)
- 22

收納袋 (未顯示)

禁忌



條件

禁止使用本裝置的情況：

- 年齡未滿 18 歲或超過 65 歲者。
- 屬於使用者手冊開頭「適合的皮膚色調」表中標有  的皮膚類型。
- 懷孕或哺乳者，因為裝置尚未針對懷孕或哺乳婦女進行測試。
- 目前裝有心律調整器、神經電極刺激器、胰島素泵等主動式植入物者。

藥物/醫療紀錄

如果服用下列任何藥物，請勿使用本裝置：

- 目前或過去 7 天內曾使用 α-氫氧基酸 (AHA)、β-氫氧基酸 (BHA)、局部使用維他命 A 酸和王二酸治療皮膚者。
- 過去 6 個月內曾服用任何形式的 Accutane A 酸或 Roaccutane A 酸者。此療程會使皮膚對裂傷、創傷及刺激性物質更加敏感。
- 服用光敏劑或藥物者，請參見藥盒內說明，若其中表示可能產生光過敏反應、光毒性反應或服藥後應避免照射日光等說明，請勿使用本裝置。
- 服用抗凝血藥物者，包括大量服用阿斯匹靈，其用藥程度無法在療程前至少 1 星期停用以利藥物成分排出體外者。

禁止使用本裝置的情況：

- 過去 3 個月曾接受放射治療或化學治療者。
- 服用止痛藥者，因為止痛藥會降低皮膚對熱度的感知。
- 接受免疫抑制藥物治療者。

疾病/失調

禁止使用本裝置的情況：

- 糖尿病或其他全身性或新陳代謝疾病患者。
- 充血性心臟病患者。
- 患有與光線過敏相關疾病者，例如多形性日光疹 (PMLE)、日光蕁麻疹、紫質症等。
- 具蟹足腫體質或傷口癒合能力不良等膠原蛋白異常病史者。
- 易對閃光敏感而誘發癲癇者。
- 皮膚對光敏感而易引發紅疹或過敏反應者。
- 患有皮膚病者，例如目前為皮膚癌患者、療程部位曾有皮膚癌或局部癌症病史者。
- 療程部位有靜脈曲張或血管擴張症等血管疾病病史者。
- 患有出血病症者。
- 曾有免疫抑制病史 (包含感染 HIV 或愛滋病) 者。
- 患有皮膚色素沈澱病症者，例如白斑症。

皮膚狀況

禁止使用本裝置的情況：

- 療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純皰疹 (唇皰疹)、創傷或病變和血腫 (瘀青) 者。
- 在刺痛 (紅腫或割傷)、曬傷、做過日曬或人工日曬的皮膚上。
- 在下列部位：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位，未經醫生同意請勿使用。在這些部位使用可能導致灼傷與膚色異變，使潛在的皮膚相關疾病更難察覺。
- 在下列部位：疣、刺青或永久化妝部位。

位置/部位



請勿在下列部位使用本裝置：

- 眼睛周圍、眉毛及附近位置。Lumea 只能用於身體與女性臉部 (顴骨以下)。
- 嘴唇、頭皮、會陰、乳頭、乳暈、小陰唇、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。
- 使用長效型體香劑的部位。否則可能導致皮膚不良反應。
- 矽膠植入物、皮下注射端口 (胰島素注射器) 或身體穿環等所有人工物質之表面及周圍。
- **男性**使用者請勿將產品用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍鬚的部位，亦不得用於整個生殖器部位。這些部位的毛髮特性不一，皮膚可能會被灼傷 (感覺疼痛，持續紅腫或色素沉澱變化)。

注意：本清單並未徹底列出所有情況。如果不確定自己是否適合使用本裝置，建議您向醫生諮詢。

重要安全使用說明

警示




請閱讀並遵照以下說明，以達到最佳的裝置使用效果，並防止/儘量降低受傷風險、皮膚不良反應和副作用。


- 使用 Lumea 前應先清潔肌膚，並確認肌膚表面沒有任何毛髮、已完全乾燥，而且沒有任何乳液或凝膠。
- 本裝置及電源轉換器請保持乾燥。
- 本裝置不可水洗。請勿將本裝置浸入水中或置於水龍頭下沖洗。
- 水碰到電會產生危險。請勿在潮濕的環境下使用本裝置 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池)。潮濕可能造成裝置損壞，導致潛在的安全危險。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，裝置或電源轉換器如有損壞，請勿使用。零件如有受損，請務必以原型號更換之。
- 如果裝置或電源轉換器破損或損壞，請勿觸碰任何內部零件，以免發生電擊風險。
- 如果出光口和/或配件的紫外線濾光片破損，請勿使用本裝置，因為在這些情況下不能保證安全操作。
- 請勿嘗試打開或維修本裝置或是更換無法更換的電池。打開飛利浦 Lumea 可能會使您接觸危險的電子元件並暴露於脈衝光能下，這兩種情況都可能造成人身傷害和/或眼睛受傷。
- 如需檢查或修理，請務必將本裝置送回飛利浦授權的服務中心進行。由不合格的人員進行維修可能會導致使用上的危險。
- 不得對此設備進行任何改裝。請勿自行改造、覆蓋或切斷裝置的任何部分 (例如電池、電源轉換器或電線)，以免造成危險。
- 使用裝置時請勿注視閃光。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。如果您覺得光線不舒服或太亮，可以戴上墨鏡或護目鏡，以方便使用本裝置，但這不是必要的安全措施。
- 療程當中，同一部位請勿重複閃光照射多次。配件表面應與前一個區塊重疊，以確保閃光照射整個皮膚部位，但是在同一部位多次處理並不會提高療效。
- 基於衛生理由，請勿與其他人共用本裝置。
- 切勿在使用本裝置治療的部位處使用脫毛膏，否則可能因化學物質而引發皮膚不良反應。
- 請勿用鉛筆或筆劃出要治療的部位，否則可能造成皮膚灼傷。
- 本裝置的存放溫度在 -25°C 到 70°C 之間。請於室溫 5°C 到 35°C 之間充電及使用本裝置。超過這個溫度範圍時，本裝置將無法正常運作。否則可能造成皮膚灼傷。
- 請僅按照預定用途使用本產品，並遵循本使用手冊中所述的一般說明和電池安全說明。凡不當使用均可能導致觸電、燒傷、火災，以及其他危險或傷害。
- 某些人利用脈衝光脫毛，可能會加快毛髮生長速度。就現有的資料來看，會產生此反應風險最高的族群為地中海、中東與南亞地區於臉部及頸部脫毛的女性。
- 如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再在皮膚上塗抹任何產品。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。如果仍然出現皮膚反應，請停止使用本裝置並諮詢醫師。
- 如果刮毛、拔毛或蜜臘除毛造成皮膚刺痛感，建議您不要使用本裝置，直到皮膚刺痛感消失為止。

- 基於安全考量，在缺乏監督及適當裝置使用指示之下，本裝置不適用於任何身體、知覺或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請將 Lumea 置放於兒童無法取得的地方。
- 請看管孩童，避免他們將本裝置當成玩具。兒童必須在監督下使用，以免發生潛在危險，例如暴露於輸出光源下、觸電、纏線纏繞或誤食配件而窒息。
- 在接受 Lumea 療程之前 4 週與接受療程 48 小時之後，絕對不可以曬到日曬或人造光源。敏感或曬膚的皮膚更容易造成灼傷或色素沉澱變化。利用衣物或者 SPF50 以上的防曬產品遮蓋或塗抹在療程區域，避免皮膚受到日曬。請詳讀「日曬或曬膚前後使用 Lumea」使用說明，了解如何安全使用您的 Lumea。
- 絕對不可在使用人工曬膚產品 (例如乳霜、噴霧或劑丸) 後 2 星期內使用 Lumea。人工曬膚過的皮膚更容易造成灼傷或色素沉澱變化。請詳讀「日曬或曬膚前後使用 Lumea」使用說明，了解如何安全使用您的 Lumea。
- 如果發現膚色在上次療程後改變，建議進行皮膚測試並等待 24 小時後再進行下一次的療程。經過這段時間之後，如果皮膚不良反應持續發生或未見改善，請使用較低且過去未引發不良反應的裝置設定，或在已無法再調低設定 (①) 時停止使用裝置。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，使用本裝置時，請確保 SmartSkin 感應器出光口的清潔，以免運作不良 (見「D 療程後的清潔與存放」)。
- 出光口和配件內部零件在使用時可能變得極燙 ($>210^{\circ}\text{C}$)。請務必等到出光口以及配件內部零件冷卻後，才可用手觸碰。
- 本裝置隨附可拆式電源供應裝置。僅限使用本裝置隨附的電源轉換器。請勿使用延長線。在您的裝置上可找到參考編號 (AD2069x20020HF)。此號碼中的「x」意指您所在國家的插頭類型。
- 在無人看管的情況下，請將本裝置的插頭拔掉。
- 產品充滿電後，請務必拔下產品的電源插頭。
- 請勿將本裝置直接暴露在陽光或高溫下 (靠近高溫爐、放進微波爐或放到電磁爐上)。如果電池過熱，可能會爆炸。
- 如果電池損壞或漏液，請避免電池接觸到皮膚或眼睛。如果不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即用水沖洗乾淨並就醫。
- 如果裝置在您的日常操作中出現異樣行為 (例如，散發異味或有異常的震動、需要更長的充電時間)，請停止使用裝置和充電，並聯絡客戶支援以尋求協助。
- 請遵循建議的療程時間表。增加療程頻率 (尤其是在初期) 可能會增加皮膚反應的風險。


IPL 的原理



利用脈衝光技術，裝置會將溫和的脈衝光照射到皮膚上，其能量會由髮根吸收。膚色越淺且毛髮顏色越深，對脈衝光的吸收效果就越好。



脈衝光會刺激毛囊進入休止期，使毛髮自然脫落並抑制毛髮生長。



毛髮的生長週期是由不同階段所構成，而 IPL 技術只對處於生長期的毛髮有效果。並不是所有的毛髮都會同時處於生長期，所以我們會建議您遵循初期療程（首 4 次療程，每次療程間隔 2 週），然後進行追蹤療程（每 4 週進行一次修護），以確保所有處於生長期的毛髮都能有效獲得處理。

提示：為確保除毛效果持久，建議每 4 週進行一次修護。

適合的體毛顏色

毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色的人士，使用 Lumea 除毛不會有效果，因為這些顏色的毛髮無法吸收足夠的脈衝光。

注意：若要確認您的體毛顏色能否使用本裝置，請參閱折頁的毛髮顏色表。

建議的療程時間表

初期



為能有效去除毛髮，請遵循初期療程時間表。

初期療程時間表

在前 4 次療程中，請每隔 2 週使用一次 Lumea，確保處理到所有毛髮。

- 在規劃的療程日期前後 3 天內進行療程。
- 如果您未在規劃的療程日期前後 3 天內進行療程，請重新開始初期療程。規劃 4 次療程，每 2 週 1 次。

注意：如果未重新開始初期療程，可能看不到有效的毛髮減少。

注意：若使用其他脫毛法（蜜蠟、拔毛等）來取代其中一次 IPL 療程，將無法達到想要的毛髮減少程度。

若您想要在 Lumea 療程之間脫毛，可以使用您平常的脫毛方法（不包含脫毛霜）。

修護期



初期療程 (4 次療程) 結束後，建議您每 4 週進行一次修護。

修護療程時間表

每 4 週進行一次療程。為能有效去除毛髮，請重複此程序 8 次。這樣可以有效維持除毛效果，享有數個月的光滑肌膚。

- 建議您在規劃的療程日期前後 4 天內進行療程。
- 療程的效果要視您個人毛髮生長速度而定，身體各部位的情況也會有所不同。
- 如果您已完成修護療程，且還需要繼續療程 (毛髮開始再生)，建議您重新開始初期療程。

注意：過度頻繁使用本裝置並不會加強功效。

提示：在您的行事曆上標示療程時間表，提醒自己計劃的療程。

預期效果

初期療程期間


- 完成第一次療程後，毛髮可能要 1 到 2 週的時間才會開始脫落。初次療程結束後的頭幾週，仍舊會有些毛髮長出來，這很可能是因為這些毛髮在初次療程期間並不是處於生長期。
- 做過 2-3 次療程後，您應該會發現毛髮生長量開始減少。不過，為了有效處理所有毛髮，請務必根據建議的除毛療程繼續進行。
- 做過 4 次療程後，您應該會發現 Lumea 處理過部位的毛髮生長量會大幅減少，同時亦可看到毛髮密度顯著降低。

修護療程期間

- 請持續定期進行修護療程 (每 4 週)，以保持除毛效果。


如何使用 Lumea

A 去除毛髮，清潔皮膚




- 1 每次療程前，先去除可見的毛髮。您可以刮除、拔除或蜜蠟方式除毛。務必在您的皮膚上可以看見新毛髮之前就開始治療。如果選擇以蜜蠟除毛，請等 24 小時後再使用 Lumea。

注意：如果刮毛、拔毛或蜜臘除毛造成皮膚刺痛感，建議您不要使用本裝置，直到皮膚刺痛感消失為止。




- 2 清潔並擦乾皮膚。確保其表面沒有任何乳液或凝膠。


B 療程前 24 小時先進行皮膚測試




- 1 測試您的皮膚以找出正確的燈光設定：
- 針對每個尚未接受過療程的身體部位和/或使用新配件時。
 - 日曬或曬膚後 (見「日曬或曬膚前後使用 Lumea」)。



- 2 選擇正確的配件來測試您的皮膚 (見「配件」)。



- 3 按下開關按鈕  以開啟裝置。
- 4 選擇要進行皮膚測試的部位。




- 5 將裝置緊壓著皮膚，並保持不動。

內建安全系統可避免在未完整接觸皮膚時意外發出閃光。



6 確認「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，以確保與皮膚完整接觸。

- 如果「閃光準備就緒」指示燈亮起橘光，表示您的膚色太深無法治療。嘗試在膚色較淺的身體部位使用 Lumea。



7 請在皮膚上嘗試每一種設定，找出讓您感覺舒適的設定。

如果閃光照射讓您感覺不適，而且疼痛，請降低設定。


如果您在使用最低設定 (①) 時仍然感覺不適，請停止使用裝置。

- 當「閃光準備就緒」指示燈亮起白光時，按一下握柄上的閃光按鈕，使用設定 ① 處理一個區塊。


裝置會發出輕柔的劈啪聲。閃光會讓您有溫熱感。

- 您會看到閃光。

注意：您可以按下切換按鈕來切換光線強度設定。



- 移往下一區。使用設定 ② 處理一個區塊



- 移往下一區。使用設定 ③ 處理一個區塊
- 移往下一區。使用設定 ④ 處理一個區塊
- 移往下一區。使用設定 ⑤ 處理一個區塊

8 等待 24 小時。

注意：即使在皮膚測試期間發現令您感覺舒適的設定，這種設定在使用之後 24 小時內仍可能發生不良反應。




24 hours




- 9 查看皮膚是否有不良反應 (例如發紅、刺痛、紅疹)。
- 如果在 24 小時之後未發生任何皮膚不良反應，則可開始進行最高舒適設定的療程。
- 如果最高舒適設定會引起皮膚不良反應，請選擇未曾引起任何不良反應的較低設定。
- 如果先前未測試過較低的設定，請使用該設定重複進行皮膚測試。

C 療程


重要事項： 療程開始之前，請先完成 A 部分 (去除毛髮和清潔皮膚) 和 B 部分 (療程前 24 小時先進行皮膚測試)。




- 1 將電源轉換器連接到裝置，然後插入電源插座；或在裝置進行充電後，直接無線使用。




- 2 按下開關按鈕  以開啟裝置。



- 3 選擇您做完皮膚測試後所選的設定 (B 部分，步驟 9)。




- 4 將裝置緊壓著皮膚，並保持不動。「閃光準備就緒」指示燈應會亮起白光。



- 5 按下閃光按鈕，在皮膚上發出一閃光。閃光會治療該區塊的皮膚。裝置會發出輕柔的劈啪聲。閃光會讓您有溫熱感。


每次閃光後，裝置大約要過 3.5 秒後才能再發出閃光。只要「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，就可以發出閃光。




- 6 移動到相鄰區塊並再次按下閃光按鈕。與皮膚接觸的配件表面比出光口稍大。
療程當中，同一部位請勿重複閃光照射多次。配件表面應與前一個區塊重疊，以確保閃光照射整個皮膚部位，但是在同一部位多次處理並不會提高療效。
- 7 繼續移動，直到治療完整個部位。療程模式共有兩種（見「兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」」）。
- 8 完成療程後，請關閉裝置電源。
- 9 下次療程前，先去除可見的毛髮。

注意：請勿嘗試在難以操作或敏感部位（足踝和骨骼周圍處）使用本裝置。


D 療程後的清潔與存放




- 1 如果已將裝置與電源轉換器一起使用，請將裝置插頭從電源插座拔下。
- 2 先讓裝置冷卻。




- 3 將隨附的清潔布以少許清水沾濕。



- 4 從裝置上取下配件。



- 5 清潔裝置的出光口 (A)。



- 6 清潔配件的所有表面，包括金屬反射鏡和配件的窗口 (B、C、D、E 部分)。
 7 請讓所有零件徹底乾燥。
 8 請務必收納在無灰塵、乾燥的地方。

進一步了解 Lumea

充電

第一次使用本裝置之前，以及電池電量耗盡時，請將電池充滿電。電池充電的時間最長 1 小時 40 分鐘。使用時，裝置的充電指示燈如果亮橘燈，代表電力即將用盡，請為裝置充電。

充飽電的電池在燈光強度 5 的情況下可以提供至少 130 次閃光。

為裝置充電

- 1 關閉裝置電源。
- 2 將小插頭連接到裝置，再將電源轉換器連接到電源插座。
 - 在充電過程中，充電指示燈會閃白光。
 - 當電池充飽電後，充電指示燈會持續亮白光。
 - 充電時請勿覆蓋電源轉換器和裝置。

注意：電源轉換器和裝置在充電時有溫熱感。這是正常現象。

注意：本裝置具備電池過熱保護功能，若室溫高於 40 ° C，就會停止充電。

- 3 充電完畢時，請將電源轉換器從電源插座拔下，並將小插頭從裝置上拔除。
- 提示：每次使用後即為裝置充電，以延長電池壽命。


注意：電池電量不足以進行全身療程。我們建議您在治療範圍較大的身體部位(例如腿部)時，插電使用本裝置。

配件


為獲得最佳效果，請務必使用正確的身體部位專用配件。Lumea 提供幾種專為特定身體部位所設計的配件，可進行全身療程。在連接不同配件時，SenseIQ 技術會調整療程。

注意：如果配件接頭上有任何灰塵，裝置可能會無法運作並顯示錯誤。此時，請清潔接點引線。

若要安裝配件，只要將它卡進出光口即可。



若要拆下配件，只要將它從出光口拔出即可。



身體配件

身體配件具有最大的治療出光口及內彎設計，可有效覆蓋及去除頸部以下部位的毛髮，尤其是較大的部位，例如腿部、手臂和腰腹。

臉部配件



臉部配件具有精準的平面設計，並附額外的內建紅色濾光片，可以安全且精確地去除上唇上方、下巴和鬢角等敏感肌膚部位的毛髮。本裝置專為清除顴骨以下部位的多餘體毛之用，當您在下顎和下巴等輪廓圓滑的部位使用本裝置時，可能很難完整接觸皮膚並發出閃光。


提示：請試著將舌頭放在上唇和牙齒之間，或鼓起雙頰，這樣比較容易除毛。

腋下配件 (BRI957、BRI958、BRI976、BRI977)

腋下配件採用特殊的外彎設計，可處理難刮的腋毛。



比基尼線配件 (BRI957、BRI958、BRI976、BRI977)



比基尼線配件採用專業設計，可有效處理比基尼線的毛髮。它採用外彎設計，而且相較於身體配件，擁有更高的燈光強度。這個部位的毛髮通常比腿毛粗硬。

精準配件 (BRI955、BRI973)



此精準配件採用外彎設計，適用於比基尼線和腋下部位。採用中型出光口，含透明濾光片口。這個配件專門設計用於精準且有效覆蓋比基尼線和腋下部位。

SmartSkin 感測器

Lumea 提供適用於個人化除毛療程的 **SenseIQ** 技術。內建的 SmartSkin 感應器會在每次療程開始時以及療程進行期間測量膚色。這提供了兩項功能：

- 1 SmartSkin 感測器可防止您治療膚色過深的部位：如果偵測到膚色太黝黑而無法使用 Lumea 治療，「閃光準備就緒」指示燈就會開始閃爍橘光。按下閃光按鈕時，不會閃爍。裝置會自動停用。如此可防止您發生皮膚反應。
- 2 SmartSkin 感測器將幫助您選擇能讓皮膚感到舒適的燈光強度設定。您可以使用 SmartSkin 按鈕  來調整這項設定。

選擇燈光強度



Lumea 提供 5 種不同的燈光強度，您一定能夠找到感覺舒適的燈光強度設定。

- 1 按下開關按鈕  以開啟裝置。裝置會從燈光強度設定 1 開始運作。

注意：如要手動調整燈光強度設定，而不使用 SmartSkin 按鈕，請使用切換按鈕，直到找到所需的設定為止。對應的強度指示燈會亮起白光。

- 2 按壓 SmartSkin 按鈕 ，然後將裝置放在皮膚上。
- 3 裝置掃描過您的皮膚之後，燈光強度指示燈會閃爍白光，以便根據您的膚色指出對您最舒服的強度。
- 4 按下確認按鈕  確認您要使用指示的設定。

Lumea 會自動使用最高指示強度，並透過閃爍的強度指示燈來代表強度。

Lumea 讓您自由選擇您認為最舒適的燈光強度。皮膚敏感性可能因人而異。因此，皮膚測試是選擇燈光強度設定（見「B 療程前 24 小時先進行皮膚測試」）時最重要的指引。


- 5 使用 Lumea 的過程不應令人感到不適或痛苦。如果感到不適，請降低燈光強度設定。您可以使用切換按鈕來執行此操作。

注意：當膚色太深時（皮膚類型標示為使用者手冊開頭「適合的皮膚色調」表的深色 ），裝置會自動停用，以防止發生皮膚反應。「閃光準備就緒」指示燈會閃爍橘光，指出膚色是否太黝黑。

- 6 移到其他身體部位、日曬或曬膚（見「日曬或曬膚前後使用 Lumea」）後，請進行皮膚測試，以確定最舒適的燈光強度設定。若要重新啟動設定指示功能，請按壓 SmartSkin 按鈕 。


注意：在開始治療其他身體部位之前或是在膚色改變後，執行皮膚測試。個別確定每個身體部位的燈光強度設定。

兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」



飛利浦 Lumea 有兩種療程模式，方便您在不同的身體部位上使用：

- 「按壓與閃光」模式適合使用於小範圍或彎曲的部位，例如膝蓋和腋下。只要按下並放開閃光按鈕，即可發出一閃光。



- 「滑動與閃光」模式則方便使用於例如腿部等大範圍區域。一邊按住閃光按鈕一邊將裝置沿著皮膚滑動，即可連續發出多次閃光。

日曬或曬膚前後使用 Lumea

自然日曬或人造光源曬膚



皮膚曬到自然日光或人造日光時，可能會造成引發皮膚過敏和顏色變化的曬膚。請注意以下重要事項：

- 使用 Lumea 時，請不要讓皮膚在未防護情況下進行日曬。在整個 IPL 療程階段，特別是在療程結束後前 48 小時，請利用衣物或者 SPF50 含以上的防曬產品遮蓋或塗抹在療程區域，避免皮膚受到日曬。
- 請不要在皮膚經過未防護日曬（自然日光或者助曬床）後 4 週內開始或恢復使用 Lumea。
- 請勿在曬傷的部位使用 Lumea。

使用乳霜、噴霧或劑丸助曬

如果您曾接受人工曬膚（乳霜、噴霧或劑丸），請等待至少 2 週後再使用本裝置。先執行皮膚測試，再開始或恢復進行 Lumea 療程（見「B 療程前 24 小時先進行皮膚測試」）。

攜帶裝置旅行

當您攜帶裝置旅行時，請詢問航空公司，確認能否在飛機上攜帶和/或使用本裝置。

使用完畢

使用後保養



使用後，您可以在療程部位塗抹乳液、乳霜、體香劑、保溼產品或化妝品。

警告： 如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再塗抹任何產品在皮膚上。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。如果仍然出現皮膚反應，請停止使用本裝置並諮詢醫師。

常見的皮膚反應

皮膚可能有輕微紅腫和/或刺痛感或溫熱感。此反應很快就會消失。

刮除毛髮再加上脈衝光療程，可能會讓皮膚變得乾燥發癢。您可以冰敷止癢，或加強保溼。如果皮膚依然乾澀，可以在療程部位塗抹無香料的保溼產品。

罕見副作用

- 燙傷、過度發紅 (像是毛囊週圍) 與腫脹：這些反應非常罕見，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果這些不良反應未在 3 天之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 皮膚變色：非常罕見。皮膚變色可能會有一塊區域，膚色比周圍深或淺，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果變色情況未在 2 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在變色區域消失且恢復正常膚色後，再進行療程。
- 皮膚感染非常罕見，但可能在出現小傷口、皮膚灼傷和皮膚刺激後發生。
- 表面灼熱 (區域顏色明顯變深，較常發生於較深的膚色，且不會伴隨皮膚乾燥發生)：這種反應非常罕見。如果此反應未在 1 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 水泡 (就像皮膚表面的小氣泡)：非常罕見。如果此反應未在 1 個月之內消失或皮膚遭到感染，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 結疤：灼傷後常出現的第二種反應，癒合需要一個月以上的時間。
- 毛囊炎 (毛囊週圍腫脹並形成膿包)：此反應非常罕見，是細菌穿過受傷皮膚所導致。如果發生此反應，建議您諮詢醫師，因為毛囊炎需用抗生素藥膏治療。
- 疼痛：療程中或療程後感到疼痛的可能原因如下：在未刮除毛髮的皮膚上使用裝置；使用的裝置燈光強度太高，不適合您的膚色；在同一個地方閃光超過一次；在未癒合傷口、發炎、感染部位、刺青或曬傷部位上使用裝置。

疑難排解

問題	可能原因	解決方法
裝置/電源轉換器在使用時變得溫熱。	使用時，裝置和電源轉換器微微發熱 (但不是燙得無法碰觸) 是正常現象。	請在微涼的環境中使用裝置，且/或在繼續使用之前先讓它冷卻。
	風扇沒有運作。	請檢查配件是否已妥善連接。如有需要，請清潔配件上的接頭。若配件已妥善連接，並可使用裝置發出閃光，請與您所在國家/地區的客戶服務中心、Philips 經銷商或 Philips 客戶服務中心聯絡。
	風扇的冷風被手或毛巾擋住。	請確定未擋住風扇的冷風。
我將裝置放在皮膚上時，沒有發出閃光。「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光。	該部位的膚色太過黝黑。	使用 Lumea 處理身體膚色較淺的其他部位。
「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光，5 個強度指示燈也全都在閃爍。	裝置需要重新設定。	若要重新設定裝置，請將插頭從插座上拔除，並等待 30 分鐘讓裝置冷卻。裝置應可再次正常運作。若再次故障，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。
「閃光準備就緒」指示燈未亮起白光。	裝置並未完全接觸到皮膚。	將裝置以 90 度放置於皮膚上，使內置安全系統觸碰到皮膚。
使用裝置時發出異味。	出光口或 SmartSkin 感測器太髒。	請仔細清潔出光口和 SmartSkin 感測器。
	您尚未完全去除療程部位的毛髮。這些毛髮可能會燃燒，並產生異味。	使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
裝置未發出閃光，風扇未開啟電源，且 5 個強度指示燈都在閃爍。	配件未正確連接。	請確定已妥善連接配件。如有需要，請清潔配件上的電子接點。

問題	可能原因	解決方法
進行療程時，皮膚感覺比平常敏感。使用裝置時感到不適。	您使用的燈光強度設定太高。	請檢查一下，確認是否選擇了舒適的燈光強度設定。必要時，請把設定調低。
	您尚未去除療程部位的毛髮。	使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
	出光口的紫外線濾光片損壞。	一旦紫外線濾光片破損，請勿繼續使用本裝置。請與您所在國家/地區的客戶服務中心、Philips 經銷商或 Philips 客戶服務中心聯絡。
	您在不適用的部位使用本裝置。	切勿在刺痛 (紅腫或割傷)、曬傷、日曬或人工日曬過的皮膚上使用本裝置。 如果療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純皰疹 (唇皰疹)、創傷或病變和血腫 (瘀青) 者，切勿使用本裝置。 請勿在下列部位使用本裝置：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位，未經醫生同意請勿使用。切勿在下列部位使用本裝置：痣、刺青或永久化妝部位、眼睛周圍、眉毛及附近位置、嘴唇、會陰、頭皮、乳頭、乳暈、小陰唇、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。男性使用者請勿用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍子的部位，以及整個生殖器部位。在這些部位使用可能導致灼傷與膚色異變，使潛在的皮膚相關疾病更難察覺。
	使用最低設定療程仍會感覺疼痛 ①。	您的肌膚可能不適用 Lumea。請與您所在國家/地區的客戶服務中心、Philips 經銷商或 Philips 客戶服務中心聯絡。
配件中沒有濾光片口。	這是正常現象。	無須採取任何動作：身體配件和腋下配件沒有濾光片口。只有臉部配件有紅色濾光片。精準配件和比基尼線配件有透明濾光片口。
療程結束後的皮膚反應比平常維持較久。	您使用的燈光強度設定太高。	下次請選擇較低的燈光強度 (見「選擇燈光強度」)。
我的眼睛覺得閃光太亮。我需要戴護目鏡嗎？	不需要，Philips Lumea 不會傷眼。	裝置產生的散射光線對眼睛無害，使用裝置時請勿注視閃光。因此使用時不需要戴護目鏡。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。請確保與皮膚妥善接觸，以避免散射光線。

問題	可能原因	解決方法
對於療程結果不滿意。	您使用的燈光強度設定太低。	下次請選用較高設定。
	您沒有覆蓋要接受療程的所有部位。	配件表面應與前一個區塊重疊，以確保閃光照射整個皮膚部位，但是在同一部位多次處理並不會提高療效。
	此裝置對您的體毛顏色沒有效果。	若您的毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色，此療程不會有明顯效果。
	使用裝置的頻率不足。	要成功移除所有毛髮，建議您遵循建議的治療時間。您可縮短治療間隔時間，但不應超過每2星期治療一次。
	您對 IPL 治療的反應可能較慢。	持續使用裝置至少 6 個月，因為這段期間內毛髮仍會減少生長。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或參閱全球保固說明書。

回收



- 此符號表示本產品不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2012/19/EU)。



- 此符號表示本產品含有內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2006/66/EC)。請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。飛利浦 Lumea 產品含回收材質，且不得放置於都市廢棄物流中。如需回收選項，請參閱飛利浦 Lumea 支援網站。請勿棄置在火中。

技術規格

攜帶與存放條件	在以下環境範圍中攜帶或存放 Lumea，仍可在其規格範圍內正常使用： -25 ° C 到 70 ° C，最高 90 % RH，無凝結，700 hPa 到 1060 hPa
操作環境	在下列環境運作條件下，Lumea 在正常使用時符合其規格： 5 ° C 到 35 ° C，最高 90 % RH，無凝結，700 hPa 到 1060 hPa
發射波長	565 至 1400 nm

脈衝期	介於 1–2.5 毫秒之間，適用於所有設定
閃光間隔	介於 2–3.5 秒之間，視所使用的電池/連接的電源而定
光學曝光	身體配件 2.5–5.6 J/cm ² 腋下配件：2.5–6.5 J/cm ² 精準配件：2.5–6.5 J/cm ² 比基尼線配件：2.5–6.5 J/cm ² 臉部配件：2.4–5.9 J/cm ²
電源轉換器輸入	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
電源轉換器輸出	19.5 V --- 3.33 A 65.0 W
平均活動功率	≥88.0 %
低負載功率 (10 %)	≥79.0 %
無負載功率的耗電量	<0.21 W
轉換器型號	參考編號 (AD2069x20020HF) 可在您的裝置上找到。「x」字母表示插頭類型，可能是：0、1、2、3、5、7、9 或 H。

電磁相容性 - 法規資訊

本裝置符合所有電磁波曝露的相關適用標準和法規。

符號說明

警示訊號和符號非常重要，可確保您安全正確地使用本產品，並保護您和他人不受傷害。下列是標籤上和使用手冊中的警示訊號和符號的意義。

	此符號可識別產品的製造商：Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.
	此符號表示使用裝置前需詳閱使用手冊。請保留使用手冊以供日後參考。
	此符號表示使用者需要查閱重要安全資訊的說明，例如因種種原因而無法顯示在裝置上的注意事項。
	此符號表示使用者需要查閱重要安全資訊的說明，例如因種種原因而無法顯示在裝置上的禁忌和警示。
	這個符號表示裝置的序號。
	這個符號表示裝置的目錄號碼。
	此符號表示設備符合 II 類設備安全要求。

	此符號表示設備僅適用於直流電。
	這個符號表示設備僅適用於交流電。
	此符號表示本裝置不應在眼睛周圍、眉毛及附近位置使用。
	此符號表示：請勿在浴缸、淋浴間或裝滿水的水槽中使用此裝置。
	此符號表示變壓器專門設計用於防護短路。
	此符號表示變壓器可視為開關模式電源供應器 (SMPS)。
	此符號表示裝置專門設計用於室內。
	此符號表示在正常使用條件下，變壓器可持續運作的額定最高環境溫度。
	這個符號表示裝置適用的最大高度 3000 m。
	這個回收符號表示物品的製造材料，以便進行回收或其他再處理程序。此符號可包含數字和/或縮寫。
	此符號表示將電氣設備連接到電源時，需要特定的個別電源供應裝置。
	此符號可識別開關或開關位置，透過開關或開關位置可開啟設備部件使其進入待機狀態，並識別要切換的控件或顯示低功耗狀態。
IP22	此符號表示可防止 ≥ 12.5 mm 的固體異物進入，並可防止傾斜 15 度時垂直進水所產生的有害影響。
IP30	此符號表示可防止 ≥ 2.5 公釐固體異物進入，但無法防止進水所產生的有害影響。
	這個符號表示能源效率等級。
	此符號表示本電源轉換器不應在插頭插腳損壞時使用。
	此符號表示物品是可回收的 - 而非物品已回收或所有回收站系統均會接受。



此符號表示 WEEE，廢電子電機設備。電子廢棄物不應與家庭垃圾一同處理。請在相關機構進行回收。請向您的當地相關單位或零售商詢問回收建議 (請參閱「回收」)。



此符號表示本產品包含電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2006/66/EC)。



綠點的符號 (德文為「Der Grüne Punkt」)。綠點是回收消費性產品包裝材料的歐洲業者集資系統網的授權符號。



產品上附有此符號，表示符合有關健康和安全或環境保護的歐盟指令。



標示 FSC (森林管理委員會, Forest Stewardship Council) 標誌的產品表示其所用的原物料來自可靠的來源 — 符合環境需求、社會利益，同時具備經濟效益。

يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز مخصص للاستخدام حتى أقصى ارتفاع يبلغ 3000 متر.



رمز إعادة التدوير يحدد المادة التي صنع منها الجهاز، لتسهيل إعادة التدوير أو إعادة المعالجة الأخرى. قد يشتمل الرمز على رقم و/أو اختصار.



يشير هذا الرمز إلى أن وحدة إمداد منفصلة محددة مطلوبة لتوصيل المعدات الكهربائية بالتيار الكهربائي.



يحدد هذا الرمز موضع المفتاح أو المفتاح من خلال أي جزء من الجهاز يتم تشغيله لإدخاله في حالة الاستعداد، ولتحديد عنصر التحكم للانتقال إليه أو للإشارة إلى حالة انخفاض استهلاك الطاقة.



يشير هذا الرمز إلى الحماية من دخول أجسام غريبة صلبة <12.5 مم وضد التأثيرات الضارة بسبب دخول الماء المتقطر العمودي عند إمالة 15 درجة.

IP22

يشير هذا الرمز إلى الحماية من دخول أجسام غريبة صلبة <2.5 مم وأنه لا توجد حماية من التأثيرات الضارة بسبب دخول الماء.

IP30

يشير هذا الرمز إلى مستوى كفاءة الطاقة.



يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي استخدام المحول في حالة تلف سنون القابس.



هذا الرمز يعني أنه شيء يمكن إعادة تدويره - وليس أنه قد تمت إعادة تدويره أو سيتم قبوله في جميع أنظمة جمع إعادة التدوير.



يشير هذا الرمز إلى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. لا ينبغي التخلص من النفايات الكهربائية في النفايات المنزلية. يُرجى إعادة التدوير في الأماكن التي توجد بها التسهيلات. تحقق مع السلطة المحلية أو تاجر التجزئة للحصول على المشورة بشأن إعادة التدوير وانظر الفصل "إعادة التدوير".



يعني هذا الرمز أن هذا المنتج يحتوي على بطاريات لا يجوز التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية (EC / 2006/66).



رمز "النقطة الخضراء" (بالألمانية 'Der Grüne Punkt'). النقطة الخضراء هي رمز ترخيص من الشبكة الأوروبية للأنظمة التي تمولها الصناعة لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف للسلع الاستهلاكية.



تم تطبيق الرمز على المنتجات للإشارة إلى توافقها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة فيما يتعلق بالصحة والسلامة أو حماية البيئة.



يشير شعار FSC (مجلس الإشراف على الغابات) إلى أن المنتج يأتي من مصادر مسؤولة؛ أي مناسبة بيئيًا ومفيدة اجتماعيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا.



تم تطبيق الرمز على المنتجات للإشارة إلى أنها تتوافق مع المتطلبات المغربية ذات الصلة بسلامة المنتج.



تفسير الرموز

العلامات والإشارات التحذيرية هما من الأمور الضرورية لضمان استخدامك لهذا المنتج بصورة آمنة وصحيحة ولحمايتك أنت والآخرين من الإصابة. ستجد بالأسفل معاني العلامات والإشارات التحذيرية على الملصق وفي دليل المستخدم.

يحدد هذا الرمز الشركة المصنعة للمنتج: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, هولندا.	
هذا الرمز يعني أنه يجب عليك قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز. احفظي دليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل.	
يعني هذا الرمز أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى إرشادات الاستخدام للحصول على معلومات أمان مهمة مثل التنبيهات التي لا يمكن، لعدة أسباب، تقديمها على الجهاز نفسه.	
يعني هذا الرمز أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى تعليمات الاستخدام للحصول على معلومات أمان مهمة مثل موانع الاستعمال والتحذيرات التي لا يمكن، لعدة أسباب، تقديمها على الجهاز نفسه.	
يشير هذا الرمز إلى الرقم التسلسلي للجهاز.	
يحدد هذا الرمز رقم الكتلوج الخاص بالجهاز.	
يحدد هذا الرمز أن الجهاز يفي بمتطلبات السلامة المحددة لمعدات الفئة II.	
يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز مناسب للتيار المباشر فقط.	
يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز مناسب للتيار المتردد فقط.	
يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي استخدام الجهاز حول العينين أو بالقرب من الحاجبين.	
يعني هذا الرمز: 'لا تستخدم هذا الجهاز في حوض الاستحمام أو تحت الدش أو بالخزان المملوء بالماء.'	
هذا الرمز يعني أن المحول مصمم ليكون مضاد لحدوث قصر الدائرة.	
يعني هذا الرمز أن المحول يعتبر وحدة تبديل وضع امدادات الطاقة (SMPS).	
يعني هذا الرمز أن الجهاز مصمم للاستخدام الداخلي.	
يشير هذا الرمز إلى أقصى درجة حرارة محيطه مقدرة يمكن عندها تشغيل المهايئ بشكل مستمر في ظل ظروف الاستخدام العادية.	

المواصفات الفنية

شروط النقل والتخزين

تظل Lumea قيد التشغيل وفقاً لمواصفاتها في الاستخدام العادي بعد النقل أو التخزين في الظروف البيئية التالية:

-25 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية حتى 90 % RH، بدون-تكتيف، 700 هكتوباسكال إلى 1060 هكتوباسكال

ظروف التشغيل

يتوافق جهاز Lumea مع المواصفات الخاصة به عند تشغيله في الاستخدام العادي في ظل ظروف التشغيل البيئية التالية:

5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية حتى 90 % RH، بدون تكتيف، 700 هكتوباسكال إلى 1060 هكتوباسكال

الأطوال الموجية المنبعثة

565 إلى 1400 نانو متر

مدة النبض

ما بين 1-2.5 ملي ثانية، لجميع الإعدادات

فترة الوميض

ما بين 2-3.5 ثانية حسب استخدام البطارية / التيار الكهربائي المتصل

التعرض البصري

ملحق الجسم: 2.5-5.6 جول / سم²
مرفق الإبط: 2.5-6.5 جول / سم²
ملحق الدقة: 2.5-6.5 جول / سم²
ملحق منطقة البيكينبي: 2.5-6.5 جول / سم²
ملحق الوجه: 2.4-5.9 جول / سم²

مدخلات المهائئ

240-100 فولت ~ 50/60 هرتز 1.5 أمبير

مخرجات المهائئ

5.19 فولت --- 3.33 أمبير 65.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة

≤ 88.0 %

الكفاءة عند التحميل المنخفض
(10 %)

≤ 79.0 %

استهلاك الطاقة بدون حمل

> 0.21 واط

رقم نوع المهائئ

الرقم المرجعي (AD2069x20020HF) يمكن العثور عليه على جهازك. يشير الحرف "x" إلى نوع القابض، ويمكن أن يكون: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، أو H.

التوافق الكهرومغناطيسي - معلومات الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
نتائج المعالجة غير مرضية.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء منخفض جداً بالنسبة لك.	حددي إعداد أعلى في المرة القادمة.
	لم تقومي بتغطية جميع المناطق المراد علاجها.	يجب أن يتداخل سطح الملحق مع البقعة السابقة للتأكد من وميض منطقة الجلد بالكامل، لكن علاج نفس المنطقة عدة مرات لا يزيد من الفعالية.
الجهاز غير فعال على لون شعر الجسم الخاص بك.		إذا كان شعرك أشقر فاتحاً، أو رمادياً، أو أحمر، أو أبيض، فلن تكون المعالجة فعّالة.
لم تستخدمي الجهاز بالقدر الموصى به.		إزالة جميع الشعر بنجاح، ننصحك باتباع الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل الوقت بين المعالجات، ولكن لا تقومي بالمعالجة أكثر من مرة واحدة كل أسبوعين.
أنت تستجيبين ببطء لمعالجة تقنية نبضات الضوء المكثف (IPL).		استمري في استخدام الجهاز على الأقل لمدة 6 أشهر، حيث لا يزال من الممكن أن ينخفض نمو الشعر خلال هذه الفترة.

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة www.philips.com/support أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

إعادة التدوير

- يعني هذا الرمز ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية العادية (EU/2012/19).



- يعني هذا الرمز أن هذا المنتج يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة ويجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية العادية (2006/66/EC). يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بطريقة احترافية.
- اتباع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنوية بتجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان.
- يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بطريقة احترافية. منتجات فيليبس لوميا تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير ويجب عدم وضعها في سير مخلفات البلدية. يرجى مراجعة موقع دعم فيليبس لوميا لخيارات إعادة التدوير. لا تعرضيه للنار.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تكون البشرة حساسة أكثر من المعتاد أثناء العلاج. أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	إعداد كثافة الضوء المستخدم عالي جداً.	تحققي مما إذا كنت قد اخترتي إعداداً مناسباً لشدة الضوء. إذا لزم الأمر، حدد الإعداد الأقل.
	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام جهاز Lumea.
	مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء معطلاً.	إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية مكسوراً، فلا تستخدمي الجهاز بعد الآن. اتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.
لقد قمتي بمعالجة منطقة لم يختص الجهاز بمعالجتها.		لا تستخدمي الجهاز أبداً على البشرة المتهيجة (الحمراء أو المبرحوة) أو المحروقة من الشمس أو التي تعرضت للاسمرار الصناعي. لا تستخدمي الجهاز أبداً إذا كنت تعاني من التهابات، أو إكزيما، أو حروق، أو التهاب بصيلات الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو سحجات، أو الهربس البسيط (قروح البرد)، أو جروح أو آفات، وأورام دموية (كدمات) في المناطق المراد علاجها. لا تستخدمي الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصبوغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. لا تستخدمي الجهاز أبداً على التآليل، أو الوشم أو المكياج الدائم، وحول العينين وحول الحاجبين أو بالقرب منهما، على الشفاة، والعجان، وفروة الرأس، والحلمات، والهالات، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والشرج وداخل فتحة الأنف والأذنين. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
العلاج لا يزال مؤلماً عند أدنى درجة (①).		قد لا يكون جهاز Lumea مناسباً لبشرتك. اتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.
لا توجد نافذة زجاجية في الملحق الخاص بي.	هذا أمر طبيعي.	لا يلزم اتخاذ أي إجراء: لا توجد نافذة زجاجية في الجسم ومرفقات الإبط. يحتوي ملحق الوجه فقط على مرشح زجاجي أحمر. تمتاز الدقة وملحقات البكيني بنافذة زجاجية شفافة.
التفاعلات الجلدية تدوم فترة أطول من الطبيعي بعد المعالجة.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالي جداً بالنسبة لك.	حددي درجة أقل من الشدة المرة المقبلة (انظر اختيار كثافة الضوء).
الوميض براق جداً على عيني. هل أحتاج إلى ارتداء نظرات وقائية؟	لا، Philips Lumea لا تؤذي عينيك.	إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدمي الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين. احرصي على ملامسة الجهاز للبشرة بشكل جيد لتجنب تناثر الضوء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يصبح الجهاز/المهايم دافئاً أثناء الاستخدام.	إنه أمر طبيعي أن يدفأ الجهاز والمهايم أثناء الاستخدام (لكن لا ترتفع درجة الحرارة جداً بحيث لا يمكن لمسهما).	استخدمي الجهاز في بيئة باردة قليلاً و/أو دعيه يبرد قبل مواصلة الاستخدام.
	المروحة لا تعمل.	تحققي مما إذا كان الملحق موصولاً بشكل جيد أم لا. ونظفي الموصلات على الملحق إذا لزم الأمر. إذا كان الملحق موصولاً جيداً ويمكن إخراج الوميض بالجهاز، فانصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك، أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.
	تدفع هواء التبريد بالمروحة مسدود باليد أو بمنشفة.	تأكدي من عدم انسداد تدفق هواء التبريد بالمروحة.
عندما أضع الجهاز على البشرة، لا يصدر أي وميض. يومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي.	درجة لون البشرة في المنطقة المراد معالجتها داكنة للغاية.	قومي بمعالجة مناطق أخرى من الجسم ذات درجة لون أفتح باستخدام جهاز Lumea.
يومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي وتومض جميع مصابيح الكثافة الخمسة أيضاً.	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	إعادة ضبط الجهاز، أخرجي القابض من المقبس، وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الجهاز. يجب أن يعمل الجهاز بطريقة طبيعية مجدداً. في حالة عدم عمل الآلة مرة أخرى، اتصلي بمركز رعاية المستهلك في دولتك.
مصباح "الاستعداد للوميض" لا يضيء باللون الأبيض.	الجهاز لا يلامس بشرتك بشكل كامل.	ضعي الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملامساً لبشرتك.
يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.	نافذة خروج الضوء أو مستشعر SmartSkin متسخان.	قومي بتنظيف نافذة خروج الضوء ومستشعر SmartSkin بعناية.
	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها بشكل صحيح. قد يحترق الشعر وقد يسبب هذه الرائحة.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام جهاز Lumea.
الجهاز لا يومض ولم يتم تشغيل المروحة وتومض جميع مصابيح الكثافة الخمسة.	لم يتم تركيب الملحق بشكل صحيح.	تأكدي من تركيب الملحق بشكل كامل. إذا لزم الأمر، قومي بتنظيف مناطق التلامس الإلكترونية على الملحق.

بعد الاستخدام

الرعاية بعد المعالجة

بعد الاستخدام، يمكنك وضع المستحضرات أو الكريمات أو مزيل العرق أو المرطب أو مستحضرات التجميل على المناطق المعالجة.



تحذير: إذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانظر حتى يختفي قبل أن تستخدم أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام منتج على البشرة، فاشطفه بالماء. إذا استمر ظهور التفاعلات الجلدية، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك.

تفاعلات البشرة الشائعة


قد تظهر بشرتك احمراراً بسيطاً و/أو تحدرًا، إحساساً بالوخز أو السخونة. هذا التفاعل يختفي بسرعة. قد تتعرضي لجفاف البشرة أو الحكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس ثلج أو قطعة قماش ناعمة رطبة. إذا استمر الجفاف، يمكنك استخدام مرطب للبشرة خالٍ من العطر على المنطقة التي تمت معالجتها.

الآثار الجانبية النادرة


- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيلة الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم تختف هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تمامًا وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جداً. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعة داكنة (فرط التصبغ) أو بقعة فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختف هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغير وتستعيد بشرتك لونها الطبيعي.
- عدوى الجلد نادرة جداً ولكنها خطر محتمل بعد جرح (صغير)، وحرق جلدي، وتهيج في الجلد، وما إلى ذلك. تسخين البشرة (منطقة بنية شديدة التحديد تحدث غالباً بألوان البشرة الداكنة ولا تتوافق مع جفاف الجلد): نادراً ما يحدث هذا التفاعل. في حالة عدم اختفاء رد الفعل هذا خلال أسبوع واحد، ننصحك باستشارة الطبيب. انتظري على المعالجة التالية حتى يلتئم الجلد تماماً وتأكدي من استخدام شدة ضوء أقل.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. إذا لم يختف هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانوي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيلة الشعر مصحوب بتكون بثور): هذا التفاعل نادراً ما يحدث وينجم عن بكتيريا تنفذ إلى البشرة التالفة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي.
- ألم: يمكن أن يحدث هذا أثناء العلاج أو بعده إذا كنتي تستخدمين الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر، أو إذا كنتي تستخدمين الجهاز بكثافة عالية جداً على لون بشرتك، أو إذا قمتي بالوميض في نفس المنطقة أكثر من مرة وإذا قمتي باستخدام الجهاز على الجروح المفتوحة، والالتهابات، و المناطق الملونة، والوشم، والحرق، إلخ.

نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

- يحتوي جهاز فيليبس لوميا Philips Lumea على نمطين للمعالجة للحصول على استخدام أكثر ملاءمة لمختلف مناطق الجسم:
- نمط الضغط والوميض، وهو مثالي لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين والإبطتين. فقط اضغطي على زر الوميض ثم قومي بتحريكه لإصدار ومضة واحدة.



- يوفر نمط التمرير والوميض الاستخدام الملائم على المساحات الكبرى مثل الأرجل. واصلي الضغط على زر الوميض أثناء تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الومضات المتتالية.



استخدام جهاز Lumea قبل وبعد التعرض للشمس أو التسمير

الاستمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي

قد يؤدي تعريض بشرتك لأشعة الشمس الطبيعية أو الاصطناعية إلى تسمير البشرة مما يؤثر على حساسية بشرتك ولونها. لذا يجب القيام بما يلي:

- لا تعرضي بشرتك لأشعة الشمس بدون حماية عند استخدام Lumea. خلال فترة العلاج بالضوء النبضي المكثف بالكامل، وخاصة في أول 48 ساعة بعد العلاج، قومي بحماية بشرتك من أشعة الشمس بالملابس أو ضعي منتجات واقية من الشمس لا تقل عن SPF50 على العلاج غير المغطى المناطق.
- لا تبداي أو تستأنفي استخدام Lumea في غضون 4 أسابيع بعد تعريض بشرتك لأشعة الشمس دون وقاية (ضوء الشمس الطبيعي أو سرير التسمير).
- لا تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحروق الشمس.



التسمير بالكريمات أو البخاخات أو الحبوب

إذا كنت قد استخدمتي الاستمرار الاصطناعي (كريمات أو بخاخات أو حبوب)، انتظري على الأقل أسبوعين قبل استخدام الجهاز. قومي بإجراء اختبار الجلد قبل بدء العلاج أو استئنافه باستخدام Lumea (انظر (ب) اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم).

السفر بالجهاز

عند السفر بالجهاز، تحقق من حاملة الطائرات للتأكد من أنه يمكن حمل الجهاز و/أو استخدامه على متن الطائرة.

مستشعر SmartSkin

تقدم Lumea تقنية SenseIQ لعلاج شخصي لإزالة الشعر. يقيس مستشعر SmartSkin المدمج لون البشرة في بداية كل جلسة وأثناء الجلسة. يوفر هذا ميزتين:

- 1 يمنحك مستشعر SmartSkin من معالجة مناطق بشرتك شديدة السواد: إذا اكتشف الجهاز لون بشرة داكن جداً للعلاج باستخدام Lumea، يبدأ ضوء "جاهز للوميض" بالوميض باللون البرتقالي. لا تومض عند الضغط على زر الوميض. يتم تعطيل الجهاز تلقائياً. هذا يمنحك من تطوير التفاعلات الجلدية لديك.
- 2 سيساعدك مستشعر SmartSkin على تحديد إعداد شدة الضوء الذي يناسب بشرتك. لهذا يمكنك استخدام زر SmartSkin ④.

اختيار كثافة الضوء

توفر آلة Lumea خمسة مستويات مختلفة لكثافة الضوء، وبذلك ستكون قادرة دائماً على التغيير إلى إعداد كثافة الضوء الذي تجده مريحاً.

- 1 اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف ① لتشغيل الجهاز. يبدأ تشغيل الجهاز بإعداد كثافة الضوء 1.

ملاحظة: لضبط إعداد شدة الضوء يدوياً دون استخدام الزر SmartSkin، استخدم زر التبديل حتى تصلي إلى الإعداد المطلوب. يضيء المصباح المقابل لمستوى كثافة الضوء باللون الأبيض.

- 2 اضغطي على الزر SmartSkin ④ وضعي الجهاز على بشرتك.

- 3 بعد أن يقوم الجهاز بفحص بشرتك، تومض مؤشرات شدة الضوء باللون الأبيض للإشارة إلى الشدة الأكثر راحة لك بناءً على لون بشرتك.

- 4 اضغطي على زر التأكيد ✓ لتأكيد رغبتك في استخدام الإعداد المشار إليه.

يستخدم Lumea تلقائياً أعلى شدة محددة، والتي يظهرها مؤشر شدة وامض.


يمنحك Lumea حرية اختيار شدة الإضاءة التي تجدها أكثر راحة. حساسية الجلد يمكن أن تختلف للشخص الواحد. لذلك، فإن اختبار البشرة هو أهم دليل لاختبار إعداد شدة الضوء (انظر 'ب) اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم').

- 5 يجب ألا يكون استخدام Lumea مؤلماً بشكل مزعج أبداً. إذا شعرت بعدم الراحة، فقمي بخفض إعداد كثافة الضوء. يمكنك القيام بذلك باستخدام أزرار التبديل.

ملاحظة: يتم تعطيل الجهاز تلقائياً عندما يكون لون بشرتك داكناً جداً (داكن، مميز بـ ✕ في جدول "ألوان البشرة المناسبة" في بداية دليل المستخدم). لمنع حدوث تفاعلات جلدية. يومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي للإشارة إلى ما إذا كانت لون البشرة داكناً للغاية.

- 6 بعد الانتقال إلى منطقة أخرى من الجسم أو التعرض للشمس أو التسمير (انظر 'استخدام جهاز Lumea قبل وبعد التعرض للشمس أو التسمير)، قومي بإجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد شدة الضوء المناسب. لإعادة تنشيط ميزة مؤشر الإعداد، اضغطي على الزر SmartSkin ④.

ملاحظة: قومي بإجراء اختبار للبشرة قبل البدء في علاج منطقة أخرى من الجسم أو بعد تغيير لون البشرة. حدد إعداد شدة الضوء لكل منطقة من مناطق الجسم على حدة.



ملحق الوجه

يتميز ملحق الوجه بتصميم مسطح دقيق مع فلتر زجاجي أحمر مدمج إضافي لعلاج آمن ودقيق للبشرة الحساسة فوق الشفة العليا، والذقن والسوالف. الجهاز مخصص فقط لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الخد. عند استخدام الجهاز في مناطق ذات منحنيات حادة مثل الفك والذقن، قد يكون من الصعب تحقيق الملامسة الكاملة للجلد وإطلاق وميض.

نصيحة: ضعي لسانك بين شفتك العليا وأسنانك أو انفخي الخدين لتسهيل المعالجة.



مرفق الإبط (BRI957 ، BRI958 ، BRI976 ، BRI977)

يتميز الملحق الخاص بمنطقة تحت الإبط بتصميم منحنى إلى الخارج خصيصًا لمعالجة شعر الإبط الذي يصعب الوصول إليه.



ملحق منطقة البيكيني (BRI957 ، BRI958 ، BRI976 ، BRI977)

يتميز ملحق منطقة البيكيني بتصميم متخصص لعلاج فعال لمنطقة البيكيني. يتميز بتصميم منحنى وله شدة ضوء أعلى مقارنة بملحق الجسم. يميل الشعر في هذه المنطقة إلى أن يكون أكثر سمكًا وأقوى من شعر الساق.



ملحق الدقة (BRI955 ، BRI973)

يحتوي الملحق الدقيق على تصميم منحنى للخارج للاستخدام على مناطق البيكيني وتحت الإبط. يتضمن نافذة متوسطة الحجم بنافذة زجاجية. إنه مصمم لتغطية دقيقة وفعالة لمنطقة البيكيني وتحت الإبط.



ملاحظة: هذا الجهاز مزود بحماية من ارتفاع درجة حرارة البطارية ولا يتم شحنه إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.

3 بعد الشحن، قومي بإزالة المهائئ من منفذ الطاقة واسحبي القابس الصغير من الجهاز.

نصيحة: اشحن الجهاز بعد كل استخدام للحفاظ على عمر البطارية.



ملاحظة: سعة البطارية غير كافية لمعالجة الجسم بالكامل. نوصيك باستخدام الجهاز سلكياً أثناء علاج مناطق الجسم الكبيرة مثل الساقين.

الملحقات

للحصول على أفضل النتائج، من المهم استخدام الملحق الصحيح المخصص لمنطقة الجسم المحددة التي تريد علاجها. يقدم جهاز Lumea -علاجاً كاملاً للجسم مع العديد من الملحقات المصممة للاستخدام في مناطق معينة من الجسم. تعمل تقنية SenseIQ على تكيف برنامج العلاج عند توصيل مرفق مختلف.

ملاحظة: قد لا يعمل الجهاز بعد الآن ويظهر خطأ عند وجود أوساخ على موصل الملحق. احرصي على تنظيف أسلاك التلامس عند حدوث هذا.

لتركيب ملحق، فقط قومي بتثبيتته على نافذة خروج الضوء.




لفك ملحق، فقط قومي بسحبه بعيداً عن نافذة خروج الضوء.


ملحق الجسم

يحتوي ملحق الجسم على أكبر نافذة معالجة وتصميم منحني إلى الداخل لتغطية المناطق الواقعة أسفل خط العنق وعلاجها بشكل فعال، وخاصة المناطق الكبيرة مثل الساقين والذراعين والمعدة.

4 انزعج الملحق من الجهاز.




5 قومي بتنظيف نافذة خروج الضوء الخاصة بالجهاز (أ).



6 نظفي جميع أسطح الملحق، بما في ذلك العاكس المعدني ونافذة الملحق (الأجزاء ب، ج، د، هـ).

7 دعي جميع الأجزاء تجف تماماً.

8 يُحفظ في مكان جاف وخالٍ من الغبار.



تعلمي المزيد عن آلة Lumea الخاصة بك

التشحن


اشحني البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة وعندما تكون فارغة. يستغرق شحن البطارية ما يصل إلى ساعة و 40 دقيقة. احرصي على شحن الجهاز عندما يومض مصباح الشحن باللون البرتقالي أثناء الاستخدام، حيث يشير إلى أن البطارية منخفضة وسينفذ شحنها قريباً. توفر البطاريات المشحونة بالكامل على الأقل 130 ومضة عند إعداد شدة الضوء 5.

شحن الجهاز


- 1 قومي بإيقاف تشغيل الجهاز.
- 2 أدخل القابس الصغير في الجهاز والمهايئ في منفذ الطاقة.
- أثناء الشحن، يومض مصباح الشحن باللون الأبيض.
- عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، سيومض ضوء الشحن باللون الأبيض باستمرار.
- لا تقومي أبداً بتغطية المهايئ والجهاز أثناء الشحن.

ملاحظة: يمكن أن يسخن المهايئ والجهاز أثناء الشحن. هذا أمر طبيعي.

5 اضغطي على زر الوميض لإطلاق وميض على جلدك. يعالج الوميض الجلد في تلك المنطقة. يُصدر الجهاز صوت فرقعة ضعيف. يمنحك الوميض إحساساً بالدفء.



بعد كل وميض، يستغرق الجهاز 3-5 ثوانٍ قبل أن يصبح مستعداً للوميض مرة أخرى. يمكنك إطلاق وميض عندما يضيء مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض.



6 قومي بالانتقال إلى النقطة المجاورة واضغطي على زر الفلاش مرة أخرى. سطح المرفق الملامس لجلدك أكبر قليلاً من نافذة خروج الضوء.

لا تقومي بالوميض على نفس البقعة عدة مرات أثناء العلاج. يجب أن يتداخل سطح المرفق مع البقعة السابقة للتأكد من وميض منطقة الجلد بالكامل، لكن علاج نفس المنطقة عدة مرات لا يزيد من الفعالية.

7 استمري حتى تنتهي من معالجة المنطقة بالكامل. يوجد نمطان للعلاج (انظر 'نمطين للعلاج': الضفط والوميض والتمرير والوميض).

8 أغلقي الجهاز عند الانتهاء من العلاج.


9 قومي بإزالة الشعر قبل كل معالجة تالية، طالما أن الشعر لا يزال ظاهراً.

ملاحظة: لا تجري الجهاز على المناطق الصعبة أو الحساسة (منطقة الكاحل والعظام).


(د) التنظيف والتخزين بعد المعالجة

1 افصلي الجهاز من منفذ الطاقة إذا كنت قد استخدمته بمهائئ الطاقة.

2 دعي الجهاز يبرد.




3 بللي قطعة القماش الناعمة المزودة ببضع قطرات من الماء.




(ج) المعالجة

تعليمات هامة: قومي بالانتهاء من الأقسام (أ) (إزالة الشعر وتنظيف بشرتك) و(ب) (اختبار الجلد قبل 24 ساعة من العلاج) قبل بدء العلاج.


1 قومي بتوصيل مهايئ الطاقة بالجهاز وتوصيله بمنفذ الطاقة أو اشحني الجهاز واستخدميه لاسلكيًا.




2 اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) لتشغيل الجهاز.




3 اختاري الإعداد الذي حددته بعد اختبار الجلد (القسم ب)، الخطوة (و).




4 اضغطي على الجهاز بإحكام على جلدك واحتفظي به في مكانه. يجب أن يضيء المصباح "جاهز للوميض" باللون الأبيض.






- 7 جربي كل إعداد على بشرتك وابحثي عن الإعداد المريح لك.
- إذا شعرتي أن الفلاش غير مريح وشعرتي بالألم، فقمي بخفض الإعداد.
- إذا كنت لا تزال تشعرين بعدم الارتياح أثناء استخدام الإعداد الأقل (1)، فيرجى التوقف عن استخدام الجهاز.
- عندما يكون ضوء "جاهز للفلاش" أبيض، اضغط على زر الفلاش على المقبض مرة واحدة، لمعالجة بقعة واحدة مع الإعداد ①.



- يُصدر الجهاز صوت فرقة ضعيف. يمنحك الوميض احساساً بالدفع.
- ستري وميض من الضوء.

ملاحظة: يمكنك التبديل بين إعدادات شدة الضوء بالضغط على زر التبديل.

- انتقلي إلى المنطقة التالية. قومي بمعالجة منطقة واحدة باستخدام الإعداد ②



- انتقلي إلى المنطقة التالية. قومي بمعالجة منطقة واحدة باستخدام الإعداد ③
- انتقلي إلى المنطقة التالية. قومي بمعالجة منطقة واحدة باستخدام الإعداد ④
- انتقلي إلى المنطقة التالية. عالجي منطقة واحدة بالإعداد ⑤



24 hours

- 8 انتظري 24 ساعة.


ملاحظة: على الرغم من أنك وجدتي إعدادك المريح أثناء اختبار الجلد، فقد يحدث أن تظهر تفاعلات الجلد في غضون 24 ساعة بعد الاستخدام.



- 9 افحصي بشرتك بحثاً عن أي ردود فعل (مثل الاحمرار والتهيج والطفح الجلدي).
- إذا لم تكن هناك تفاعلات جلدية بعد 24 ساعة، ابدأ العلاج بأعلى وضع مريح.
- إذا أدى الإعداد الأكثر راحة لك إلى حدوث تفاعل في الجلد، فاختاري إعداداً أقل لم ينتج عنه أي تفاعلات جلدية.
- إذا لم تختبري إعداداً أقل، فكرري اختبار الجلد.


(ب) اختبار الجلد قبل المعالجة بيوم

1 اختبري بشرتك لمعرفة الإعداد الصحيح للضوء:




- لكل منطقة جديدة من الجسم و / أو ملحق جديد.
- بعد التعرض للشمس أو التسمير (انظر 'استخدام جهاز Lumea قبل وبعد التعرض للشمس أو التسمير').

2 اختاري الملحق الصحيح لاختبار بشرتك (انظر 'الملحقات').




3 اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف (⏻) لتشغيل الجهاز.

4 اختر منطقة لاختبار بشرتك.



5 اضغطي على الجهاز بإحكام على جلدك واحتفظي به في مكانه.

يمنع نظام السلامة المتكامل الوميض غير المقصود دون ملامسة الجلد بالكامل.



6 تأكد من أن مصباح "الاستعداد للوميض" يضيء باللون الأبيض للتأكد من ملامسة جلدك تمامًا.

- إذا كان مصباح "الاستعداد للوميض" يضيء باللون البرتقالي، فإن بشرتك داكنة جداً بحيث لا يمكن معالجتها. جربي آلة Lumea على مساحة صغيرة من الجسم.



ماذا تتوقع

خلال المرحلة الأولى

- بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسابيع الأولى بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.
- بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تنشاهدي انخفاضاً ملحوظاً في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقاً لجدول المعالجة الموصى به.
- بعد 4 معالجات، يجب أن تلاحظي انخفاضاً ملحوظاً في نمو الشعر في المناطق التي عالجتها باستخدام جهاز Lumea. يجب أن تنشاهدي كذلك انخفاضاً في كثافة الشعر.

أثناء مرحلة عمل اللمسات الأخيرة


- تابعي المعالجة بعمل لمسات أخيرة على نحو متكرر (كل 4 أسابيع) للحفاظ على النتائج.

كيفية استخدام آلة Lumea


أ) إزالة الشعر وتنظيف بشرتك

- 1 قومي بإزالة الشعر قبل كل معالجة طالما الشعر لا يزال ظاهراً. يمكنك إما الحلاقة أو نزع الشعر أو استخدام الشمع. تأكدي من بدء العلاج قبل ظهور الشعر الجديد على بشرتك. إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فانتظري 24 ساعة قبل استخدام Lumea.

ملاحظة: إذا تسببت الحلاقة أو إزالة الشعر أو الشمع في تهيج الجلد، فننصحك بعدم استخدام الجهاز إلا بعد زوال تهيج الجلد.



- 2 تنظيف بشرتك وتجفيفها. تأكدي من خلوها من أي غسول أو جل.



ألوان شعر الجسم المناسبة

لا تكون المعالجة باستخدام Lumea فعالة إذا كان لديك شعر أشقر فاتح أو رمادي أو أحمر أو أبيض لأن الشعر بهذه الألوان لا يمتص ضوءاً كافياً.

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان لون شعر جسمك يتناسب مع استخدام الجهاز، راجعي جدول لون الشعر في الصفحة المطوية.

جدول المعالجة الموصى به

المرحلة المبدئية

لتحقيق التقليل الفعال لنمو الشعر، اتبعي جدول المعالجة المبدئية.

جدول المعالجة المبدئية

لأول 4 علاجات استخدمي Lumea مرة كل أسبوعين لضمان معالجة جميع الشعر.

- قومي بإجراء العلاج في غضون 3 أيام قبل أو بعد تاريخ العلاج المخطط له.
- إذا لم تعالجي نفسك في غضون 3 أيام قبل أو بعد تاريخ العلاج المخطط له، قومي بإعادة تشغيل المرحلة الأولى. خطة من 4 علاجات، 1 علاج كل أسبوعين.

ملاحظة: إذا لم تقومي بإعادة تشغيل المرحلة المبدئية، فقد لا تلاحظي انخفاضاً فعالاً في نمو الشعر.

ملاحظة: لن يساعد استبدال أحد علاجات نبضات الضوء المكثف بطريقة أخرى لإزالة الشعر (الشمع، إزالة الشعر، إلخ) في الوصول إلى الحد المطلوب من الشعر.

إذا كنتِ ترغبين في إزالة الشعر بين علاجات Lumea، يمكنكِ استخدام طريقة إزالة الشعر العادية (باستثناء كريمات إزالة الشعر).

مرحلة اللمسات الأخيرة

بعد المرحلة المبدئية (أربع معالجات)، نوصي بعمل لمسات أخيرة كل أربعة أسابيع.


جدول المعالجات لعمل اللمسات الأخيرة

قومي بإجراء العلاج كل 4 أسابيع. كرري هذا 8 مرات لتحقيق التقليل الفعال لنمو الشعر. يكون ذلك للمحافظة على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر.

- ننصحك بإجراء العلاج في غضون 4 أيام قبل أو بعد تاريخ العلاج المخطط له.
- قد تختلف النتائج بناءً على نمو شعرك الفردي وأيضاً عبر مناطق الجسم المختلفة.
- إذا كنتِ قد أكملت مرحلة عمل اللمسات الأخيرة ورأيت الحاجة إلى مواصلة المعالجة (يبدأ الشعر في العودة مرة أخرى)، فإننا نوصيك بإعادة تشغيل المرحلة المبدئية.

ملاحظة: استخدام الجهاز في كثير من الأحيان لا يزيد من الفعالية.




نصيحة: حدد جدول المعالجات في التقويم الخاص بك لتذكركي نفسك بالمعالجات المخطط لها.



- يمكن أن تصبح نافذة خروج الضوء والأجزاء الداخلية للملحق شديدة السخونة (>210 درجة مئوية) أثناء الاستخدام. اتركها دائماً نافذة خروج الضوء، وكذلك الأجزاء الداخلية من الملحق، تبرّد قبل لمسها.
- يشتمل الجهاز على وحدة تزويد طاقة قابلة للفصل. استخدم المحول المرفق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم سلك التمديد. يمكن العثور على الرقم المرجعي (AD2069x20020HF) على جهازك. يشير الرمز "x" في هذا الرقم إلى نوع القابض الخاص بدولتك.
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة عندما يكون متصلاً بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل المنتج عندما يتم شحنه بالكامل.
- لا تعرضي الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو لدرجات حرارة عالية (بالقرب من المواد الساخنة أو في أفران الميكروويف أو في المواقد الحثية). فقد تنفجر البطاريات في حالة ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة تلف البطارية أو تسريبها، تجنب ملامستها للجلد أو العينين. في حالة حدوث ذلك، اشطفه جيداً بالماء على الفور واطلبي العناية الطبية.
- إذا كان الجهاز يتصرف بطريقة مختلفة أثناء روتينك المعتاد (مثل الرائحة أو الاهتزازات غير الطبيعية، ووقت الشحن الأطول)، فتوقفي عن استخدام جهازك وشحنه واتصلي بدعم العملاء للحصول على المساعدة.
- اتبعي جدول المعالجات الموصى به. زيادة التردد، وخاصة في المرحلة المبديّة، يمكن أن تزيد من خطر حدوث التفاعلات الجلدية.

كيفية عمل الضوء النبضي المكثف

باستخدام تقنية نبضات الضوء المكثف، يتم تطبيق نبضات لطيفة من الضوء على الجلد وتمتصها جذور الشعر. كلما كان الشعر أعمق لوناً والبشرة خفيفة، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.



تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. نتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويمنع نمو الشعر.

تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. لهذا السبب نوصيك باتتباع مرحلة العلاج الأولية (4 علاجات، كل علاج بفارق أسبوعين) ثم متابعة-مرحلة العلاج (اللمسات-كل 4 أسابيع) للتأكد من معالجة جميع الشعر بشكل فعال في مرحلة النمو.

نصيحة: لضمان الإزالة طويلة الأمد للشعر، يُوصى بعمل لمسات أخيرة كل 4 أسابيع.

- لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. استخدمى الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين. بينما ليس ضرورياً للسلامة، يمكنك ارتداء النظارات الشمسية أو النظارات الواقية لراحتك إذا وجدت الضوء غير مريح أو ساطع للغاية.
- لا تقومي بالوميض علي نفس البقعة عدة مرات أثناء العلاج. يجب أن يتداخل سطح المرفق مع البقعة السابقة للتأكد من وميض منطقة الجلد بالكامل، لكن علاج نفس المنطقة عدة مرات لا يزيد من الفعالية.
- يجب أن يُستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- لا تستخدمى كريمات إزالة الشعر في المنطقة (المراد) معالجتها بالجهاز، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات جلدية.
- لا تستخدمى أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حروقاً بالبشرة.
- يمكنك تخزين الجهاز في درجة حرارة بين -25 درجة مئوية و70 درجة مئوية. اشحنى الجهاز واستخدميه عند درجة حرارة بين 5 درجة مئوية و35 درجة مئوية. لن يعمل الجهاز بشكل صحيح خارج نطاق درجة الحرارة هذا. فقد يسبب هذا حروقاً بالبشرة.
- استخدمى هذا المنتج فقط للغرض المقصود منه واتبعى إرشادات السلامة العامة وسلامة البطارية كما هو موضح في دليل المستخدم هذا. أي سوء استخدام يمكن أن يسبب صدمة كهربائية وحروق وحرائق وغيرها من المخاطر أو الإصابات.
- يمكن إزالة الشعر بمصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض الأفراد. بناءً على البيانات المتاحة حالياً، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرق أوسطي، أو جنوب آسيوي اللاتي خضعن لمعالجة على الوجه والرقبة.
- إذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانظر حتى يختفي قبل أن تستخدم أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام منتج على البشرة، فاشطفيه بالماء. إذا استمر ظهور التفاعلات الجلدية، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك.
- إذا تسببت الحلاقة أو إزالة الشعر أو الشمع في تهيج الجلد، فننصحك بعدم استخدام الجهاز إلا بعد زوال تهيج الجلد.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام بواسطة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض بالقدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو لديهم نقص في الخبرة والمعرفة، إلا إذا توفر لهم الإشراف أو تقديم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- وينبغي الاحتفاظ بجهاز Lumea بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز. يجب الإشراف لتجنب المخاطر المحتملة مثل التعرض للمصدر الضوئي أو الصق بالكهرباء أو الخنق من الكابلات أو الاختناق من الملحقات.
- تجنبى دائماً التعرض لأشعة الشمس الطبيعية وأشعة الشمس الاصطناعية حتى 4 أسابيع قبل العلاج بـ Lumea و48 ساعة بعد ذلك. من المرجح أن تتسبب البشرة الحساسة أو المدبوعة في حدوث حروق أو تغيرات في لون البشرة. قومي بحماية بشرتك من أشعة الشمس بالملابس أو قومي بوضع منتجات واقية من الشمس لا تقل عن SPF50 على المناطق المعالجة غير المغطاة. اقراي التعليمات الواردة في فصل "استخدام جهاز Lumea قبل وبعد التعرض للشمس أو التسمير" للتعرف على كيفية استخدام جهاز Lumea بأمان.
- لا تستخدمى جهاز Lumea في غضون أسبوعين بعد استخدام منتجات التسمير الاصطناعية (مثل الكريمات أو البهناجات أو الحبوب). من المرجح أن تؤدي البشرة المدبوعة صناعياً إلى حروق أو تغيرات في التصبغ. اقراي التعليمات الواردة في فصل "استخدام جهاز Lumea قبل وبعد التعرض للشمس أو التسمير" للتعرف على كيفية استخدام جهاز Lumea بأمان.
- إذا لاحظتي تغيراً في لون البشرة منذ آخر علاج، فننصحكِ بإجراء اختبار للجلد والانتظار لمدة 24 ساعة قبل العلاج التالي. في حالة حدوث أو استمرار تفاعلات الجلد بعد هذه الفترة، استخدمى إعداد أقل للجهاز لا يؤدي إلى تفاعلات الجلد أو توقفى عن استخدام الجهاز عندما يكون بالفعل في أدنى إعداد (1).
- افحصى دائماً الجهاز قبل استخدامه. تأكدى من نظافة مستشعر SmartSkin عند استخدام الجهاز لتجنب التشغيل غير السليم (انظر (د) التنظيف والتخزين بعد المعالجة).

الأماكن/المناطق

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:



- حول العينين وبجوار الحاجبين أو فوقهما. يمكن استخدام جهاز Lumea فقط على الجسم و على وجه الأنثى (أسفل عظم الوجنة).
- على الشفتين، فروة الرأس، العجان، الحلمات، الهالة، الشفرين الصغيرين، المهبل، فتحة الشرج وداخل فتحة الأنف والأندين.
- في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك حدوث تفاعلات بالبشرة.
- فوق أو بالقرب من أي شيء صناعي مثل حشوات السليكون المزروعة، أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الثقوب.
- يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك كل مناطق نمو اللحية، أو منطقة الأعضاء التناسلية بأكملها. الشعر في هذه المناطق له خصائص مختلفة. قد يصاب الجلد بحروق (مع ألم واحمرار طويل في الجلد وتغيرات تصبغية).

ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.

تعليمات مهمة بشأن السلامة

تحذيرات



يرجى قراءة هذه التعليمات واتباعها لتحسين استخدام الجهاز ومنع/تقليل خطر الإصابة والتفاعلات الجلدية والآثار الجانبية.

- قبل استخدام Lumea، يجب عليكى تنظيف بشرتك والتأكد من أنها خالية من الشعر-وجافة تماماً وخالية من أي غسول أو جل.
- احتفظي بالجهاز والمهائج جافين.
- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمري الجهاز أبداً في الماء ولا تشطفيه أسفل الصنبور.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً ممثلاً. لذا، تجنبى استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممثلى أو دش جار أو حمام سباحة ممتلئ). الرطوبة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز وتؤدي إلى ظهور خطر محتمل على السلامة.
- افحصي دائماً الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المهائج في حالة تلفه. استبدلي دائماً الجزء التالف بنوع أصلي.
- إذا كان الجهاز أو المهائج مكسوراً أو تالفاً، فلا تلمسي أي جزء داخلي لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية.
- لا تستخدمى الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية لنافذة خروج الضوء و/أو الملحق مكسوراً، حيث لا يمكن ضمان التشغيل الآمن في ظل هذه الظروف.
- لا تحاولي فتح جهازك أو إصلاحه أو تغيير البطاريات غير القابلة للاستبدال. قد يؤدي فتح آلة Philips Lumea إلى تعرضك لمكونات كهربائية خطيرة وإلى طاقة ضوئية نابضة، مما قد يتسبب في إصابة جسمانية و/أو إصابة في العين.
- واحرصي دائماً على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. لإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينجم عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا يسمح بتعديل هذا الجهاز. لا تقومي بتعديل أو تجاوز أو قطع أي جزء من الجهاز (مثل البطارية أو المهائج أو السلك)، لأن ذلك يتسبب في حدوث خطر.

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا خضعت لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنت تتناولى مسكنات الآلام التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.
- إذا كنت تتناولى أدوية كابئة للمناعة.

الأمراض/الاضطرابات

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كان لديك مرض متعلق بالحساسية الضوئية، مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE)، الشرى الشمسي، البورفيريا، إلخ.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ بتكون ندبة الجُدَّة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الوامض.
- إذا كان جسمك حساساً للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابيت المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).
- إذا كنتي تعاني من اضطراب تصبغ الجلد مثل البهاق.

حالات الجلد

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت تعاني من التهابات أو أكزيما أو حروق أو التهاب بصيلات الشعر أو تمزقات مفتوحة أو خدوش الاحتكاك أو هربس بسيط (قروح الزكام) أو جروح أو آفات وأورام دموية (كدمات) في المناطق المراد علاجها.
- لا تستخدمى الجهاز أبداً على البشرة المتهيجة (الحمراء أو المجروحة) أو المحروقة من الشمس أو التي تعرضت لالاسمرار-الصناعي.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصطبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في درجة لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: البثور أو الوشم أو الماكياج الدائم.

نظرة عامة على الجهاز

- 1 نافذة خروج الضوء مع (مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج)
- 2 الملحقات
 - a ملحق الجسم
 - b ملحق الوجه (٥)
 - c ملحق البيكيني (٦) (BRI957, BRI958)
 - d مرفق الإبط (٧) (BRI957, BRI958)
 - e ملحق الدقة (٨) (BRI955, BRI973)
- 3 مستشعر SmartSkin
- 4 نظام السلامة المدمج
- 5 العاكس بداخل الملحق
- 6 تلامس إلكتروني
- 7 فتحات للتلامس الإلكتروني
- 8 زر الوميض
- 9 زر التشغيل/الإيقاف
- 10 زر التأكيد
- 11 أزرار التبديل
- 12 أضواء الشدة
- 13 زر SmartSkin
- 14 مصباح الشحن
- 15 مصباح "الاستعداد للوميض"
- 16 فتحات دخول الهواء للمروحة
- 17 فتحات إخراج الهواء
- 18 مأخذ توصيل الجهاز
- 19 المهائئ
- 20 مأخذ صغير
- 21 قمائش التنظيف (غير معروض)
- 22 الحقيبة (غير معروض)

موانع الاستعمال



الحالات

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:
- إذا كان عمرك أقل من 18 عاماً أو أكثر من 65 عاماً.
 - إذا كانت درجة لون بشرتك مميزة بـ (X) في جدول "ألوان البشرة المناسبة" في بداية دليل المستخدم.
 - إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة لأن الجهاز لم يتم اختباره على النساء الحوامل أو المرضعات.
 - إذا كان لديك أي غرسات نشطة مثل منظم ضربات القلب، محفز عصبي، ومضخة الأنسولين، وما إلى ذلك.

الأدوية/التاريخ الطبي

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنت تتناولى أيًا من الأدوية الواردة أدناه:
- إذا كانت بشرتك تعالج حالياً أو تم علاجها في الأسبوع الماضي بأحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHAs) والتريتينوين الموضعي وحمض الأزيليك.
 - إذا كنت قد تناولت أيًا من أشكال الأكتين أيزوترينون أو الرواكيتين أيزوترينون خلال الأشهر الست الأخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتك أكثر عرضة للإصابة بالتمزق، الجروح والحساسية.
 - إذا كنتِ تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقومي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسس ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس خلال تناولك لهذا الدواء.
 - إذا كنت تتناولى أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.

المحتويات

82	مرحبًا
83	نظرة عامة على الجهاز
83	موانع الاستعمال
85	تعليمات مهمة بشأن السلامة
87	كيفية عمل الضوء النبضي المكثف
88	ألوان شعر الجسم المناسبة
88	جدول المعالجة الموصى بها
89	ماذا نتوقع
89	كيفية استخدام آلة Lumea
94	تعلمي المزيد عن آلة Lumea الخاصة بك
94	الشحن
95	الملحقات
97	مستشعر SmartSkin
97	اختيار كثافة الضوء
98	نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض
98	استخدام جهاز Lumea قبل وبعد التعرض للشمس أو التسمير
98	السفر بالجهاز
99	بعد الاستخدام
100	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
102	الضمان والدعم
102	إعادة التدوير
103	المواصفات الفنية
103	التوافق الكهربومغناطيسي - معلومات الامتثال
104	تفسير الرموز

مرحبًا

مرحبًا بك في عالم Philips Lumea! تتمتع ببشرة ناعمة كالحرير لعدة أسابيع.

يستخدم جهاز Lumea تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق الأكثر تأثيراً لمنع تكرار نمو الشعر. من خلال التعاون الوثيق مع علماء متخصصين وأخصائيي الأمراض الجلدية، اتخذنا هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والتي كان يتم استخدامها في الأساس في صالونات التجميل المحترفة، وذلك من أجل الاستخدام السهل والفعال بأريحية في منزلك. يتميز جهاز Lumea بأنه رفيق على البشرة ويقدم المعالجة المناسبة والفعالة مع كثافة الضوء المريحة. وداعًا للشعر غير المرغوب به.

يمكن استخدام جهاز Lumea على الجسم و على وجه الأنثى (أسفل عظم الوجنة).

لكي تستفيدي بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّلي منتجك على موقع الويب www.philips.com/support. ولمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى www.philips.com/Lumea للحصول على نصيحة الخبراء، مقاطع الفيديو التعليمية والأسئلة المتداولة والتمتع بأكبر استفادة من جهاز Lumea الخاص بك.

ملاحظة: احتفظي بهذه الإرشادات مع المنتج طوال الوقت.



FSC

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
3000.058.8022.2
(2023-09)