

PHILIPS

sonicare

ProtectiveClean


4500

5100

5300







English 6
Bahasa Indonesia 25
Bahasa Melayu 46
ภาษาไทย 67
한국어 94

Introduction

Welcome to the Philips Sonicare family!
This toothbrush enables you to obtain superior plaque removal, whiter teeth and healthier gums. Using Sonicare's combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you're getting the very best clean, every time.

Further support and product registration are available to you at: **www.philips.com/support**

Important safety instructions

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Keep the chargers and UV sanitizer away from water.
- After cleaning, make sure the charger and/or sanitizer is completely dry before you connect it to the USB charger/wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use the charger provided with the product. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. Devices with cord only: If the cord is damaged, replace the charger with sanitizer with a new one.

- Do not use the charger and/or UV sanitizer outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.
- Keep the sanitizer out of the reach of children at all times.
- Stop using the sanitizer if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin.
- Only operate the sanitizer with the protective screen in place.
- Do not touch the UV sanitizer's UV light bulb when it is hot.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

MEDICAL WARNINGS

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Battery safety instructions

- This appliance contains batteries that are only removable by skilled persons.

- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables. Only use detachable supply unit TCBxxxx, HX6100, HX6110, HX6160 or WAAxxxx.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on recycling.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal object (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminium foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- Charge and use the product at a temperature between 0 °C and 40 °C (32°F and 104 °F).

Storage and transportation conditions

Temperature -10°C to 60°C (14 °F to 140 °F).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes with radio equipment type (Bluetooth, NFC) are in compliance with Directive 2014/53/EU.


- The Bluetooth radio frequency interface in applicable products operates at 2.4 GHz.
- The maximum output power by the Bluetooth appliance is 3 dBm.
- The NFC radio frequency interface in applicable products operates at 13.56 MHz.
- The maximum RF power transmitted by the appliance is 30.16 dBm.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.philips.com/support

Note: The Features of different models may vary. Some models may not be equipped with Bluetooth or NFC.

The following symbols may appear on the product:
Read Operator's Manual.



Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

Intended use

ProtectiveClean power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth

to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. ProtectiveClean power toothbrushes are intended for personal use. Use by children should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare (Fig 1.)


- 1 Handle
- 2 Power on/off button
- 3 Mode button
- 4 Mode indicator
- 5 Brush Head Replacement Reminder
- 6 Battery indicator

Accessories:

- 7 Brush head cap
- 8 Smart brush head(s)
- 9 Charging base
- 10 Travel case
- 11 UV sanitizer and charger

Note: Accessories included may vary based on the model purchased.

Getting started



- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.



- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it will not go any further.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle.

Using your Philips Sonicare toothbrush


If you are using your Sonicare toothbrush for the first time, it is normal to feel more vibration than when using a non-electric toothbrush. It is common for first-time

users to apply too much pressure. Only apply gentle pressure and let the toothbrush do the brushing for you. Please follow the brushing instructions below for the best experience. To help you transition to your new Sonicare power toothbrush, it comes with the EasyStart feature activated. This feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you adapt to brushing with a Philips Sonicare toothbrush.

Brushing instructions




- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.




- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.




- 3 Press the power on/off button to switch on the Philips Sonicare.



- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.



Note: If you apply too much pressure, you will be alerted by a change in vibration of the handle and the brush head replacement reminder flashing amber.

- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.
- 6 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer.

Note: Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces (brush heads wear out sooner when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns, veneers) if they are properly adhered and not compromised.

QuadPacer



To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the QuadPacer feature. The QuadPacer divides the brushing time into 4 equal segments and indicates when you should move to the next area. The segments are indicated with a brief pause in vibration. The toothbrush automatically stops at the end of the brushing session.

Note: Additional time may be added when you use the White or Gum Care Modes.

Modes

Your power toothbrush is equipped with up to 3 modes: Clean, White and Gum Care (specific models only). To change modes, press the mode button while the toothbrush is powered off.

	Clean	White	Gum Care
Benefit	For exceptional everyday clean	Removes surface stains	Gently massages gums
Total brushing time	2 minutes	2 minutes and 30 seconds	3 minutes
How to brush	Brush each segment for 30 seconds. 	Brush each segment for 30 seconds  then brush segments 5 and 6 for 15 seconds each to brighten and polish front teeth. 	Brush each segment for 30 seconds  then brush segments 5, 6, 7 and 8 for 15 seconds each to gently stimulate and massage your gums. 

BrushSync technology



BrushSync technology enables your brush head to communicate with your handle using a microchip. The  symbol at the bottom of the brush head indicates that the brush head is equipped with this technology.

BrushSync technology enables:

- Brush Head Replacement Reminder

Philips Sonicare offers a wide range of smart brush heads, equipped with BrushSync technology. To explore our full range of toothbrush brush heads, and find the brush head that is best for you, go to

www.philips.com/toothbrush-heads for more information.

Features


- Pressure Sensor Feedback
- Quadpacer
- Brush head Replacement Reminder
- EasyStart
- SmarTimer

Pressure Sensor Feedback

Your Sonicare toothbrush measures the pressure you apply while brushing, to protect your gums and teeth from damage.

If you apply excess pressure, the handle changes its vibration and the brush head replacement reminder icon flashes amber until you reduce the pressure.

Note: Your product comes with the Pressure Sensor activated. To deactivate this feature (see 'Activating or deactivating features').



Quadpacer


The QuadPacer is an interval timer that helps you to brush evenly through the mouth by dividing your mouth into 4 sections. (see 'Brushing instructions')

Brush Head Replacement Reminder

Your Philips Sonicare is equipped with BrushSync technology that tracks the wear of your brush head.

Note: This feature only works with Philips Sonicare smart brush heads with BrushSync technology.

- 1 When you attach a new smart brush head for the first time, the handle recognizes that you have a Philips brush head with BrushSync technology and begins tracking brush head wear.
- 2 Over time, based on the pressure you apply and the total time the brush head has been used, the handle tracks brush head wear in order to determine the optimal time to replace your brush head. This feature guarantees the best cleaning and care of your teeth.



- 3** When the brush head replacement reminder indicator lights up amber, you should replace your brush head.

All smart brush heads come with the brush head replacement reminder feature activated. To deactivate the brush head replacement reminder see 'Activating or deactivating features'.

EasyStart

This Philips Sonicare model comes with the EasyStart feature activated. The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to brushing with the Philips Sonicare.

Disclaimer

When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, it must be used in clean mode at high intensity with the handle fully charged and the EasyStart feature deactivated.

To deactivate EasyStart (see 'Activating or deactivating features').

SmarTimer

The SmarTimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically switching off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Note: If you press the power on/off button after you started the brushing cycle, the toothbrush pauses. After a pause of 30 seconds, the SmarTimer resets.


Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- EasyStart
- Brush Head Replacement Reminder
- Pressure Sensor Feedback

Note: You can only activate or deactivate the brush head replacement reminder when a smart brush head is on the handle.

Step 1: Place the handle on the plugged in charging stand.



Step 2: Press and hold power on/off button for:

EasyStart

Brush head
replacement
reminder

Pressure Sensor
Feedback

Up to 3 seconds

Up to 5 seconds

Up to 7 seconds




Step 3: Let go of the power on/off button when you hear:

1 beep


1 beep and then
2 beeps

1 beep, 2 beeps and
then 3 beeps



If you see the battery indicator and the brush head replacement reminder light flash green 2 times and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.

OR



If you see the battery indicator and brush head replacement reminder light flash amber 1 time and hear 3 tones high to low, then the feature has been deactivated.

UV sanitizer


Note: Accessories included may vary based on the model purchased.

With the UV sanitizer you can clean your brush head after every use.

Unplug the sanitizer, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitizer.
- The sanitizer gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. This device should be kept out of reach of children at all times.




- 1 After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Warning: Make sure that the brush head cap is not on the brush head when the brush head is being cleaned in the sanitizer.



- 2 Place your finger in the door recess on top of the sanitizer and pull open the door.




- 3 Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitizer with the bristles facing the light bulb.

Note: Only clean Philips Sonicare snap-on brush heads in the sanitizer.

Note: Do not clean Philips Sonicare for Kids brush heads in the sanitizer.

- 4 Make sure the sanitizer is plugged into a live outlet of appropriate voltage.



- 5** Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only switch on the sanitizer if the door is properly closed.

Note: The sanitizer stops operating if you open the door during the sanitizer cycle.

Note: The sanitizer cycle takes approximately 10 minutes and then switches off automatically.


The sanitizer is in operation when the light glows through the window.

Charging and battery status

This Philips Sonicare toothbrush is designed to provide at least 28 brushing sessions, each session lasting 2 minutes (14 days if used twice per day) on a fully charged battery. The battery indicator shows the battery status when you complete the 2-minute brushing session, when you pause the toothbrush, or while it is charging.

Note: It can take up to 24 hours to fully charge the battery before first use, but you can use the Philips Sonicare toothbrush before it is fully charged.

Charging



Charging on charger or UV Sanitizer

- 1** Plug the charger or sanitizer into an electrical outlet.
- 2** Place the handle on the charger or sanitizer.
 - The handle emits 2 short beeps to confirm that the handle is placed properly.
 - The flashing light of the battery indicator shows that the toothbrush is charging.
 - When the handle is fully charged on the charger, the battery indicator lights up green for 30 seconds and then switches off.

Battery status

Battery status (handle on plugged-in charger)

When the handle is placed on the charger, the battery indicator shows the battery level.

Battery status	Battery indicator
Charging	Flashes green
Full	Solid green for 30 seconds and then switches off

Battery status (when handle is not placed on charger)

When the toothbrush is awake, the battery indicator at the bottom of the handle shows the battery level.

Battery status	Battery indicator	Sound
Full	Solid green	-
Partially full	Flashes green	-
Low	Flashes amber	The handle emits 3 beeps after brushing
Empty	Flashes amber	The handle emits 2 sets of 5 beeps after brushing


Note: To save energy, the battery indicator will switch off when not in use.

Note: When the battery is completely empty, the toothbrush switches off. Place the toothbrush on the charger to charge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your toothbrush on the charger when not in use.

Cleaning

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Note: Do not tap the handle on the sink to remove excess water.

Brush head



- 1 Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week. Rinse the travel cap as often as needed.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Travel case

Rinse with warm water and use a damp cloth to clean inside of travel case.


Cleaning the Sanitizer

Warning: Do not immerse the sanitizer in water or rinse it under the faucet.


Warning: Do not clean the sanitizer when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitizer weekly.

- 1 Unplug the sanitizer.



- 2 Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth.
- 3 Clean all interior surfaces with a damp cloth.
- 4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb.



To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

- 5 Remove the UV light bulb.
To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.
- 6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.
- 7 Reinsert the UV light bulb.
To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.
- 8 Reinsert the protective screen.
To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitizer.
- 9 Place the drip tray back in the UV sanitizer.
- 10 After cleaning, make sure the sanitizer is completely dry before you connect it to the mains.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Sonicare toothbrush handle for the model number (HX64XX, HX68XX).

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.
- The UV light bulb of the sanitizer contains mercury. Do not throw the UV light bulb away with the normal household waste at the end of its life. Hand it in at an official collection point for recycling.

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.

Removing the rechargeable battery

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.


Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.


To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the toothbrush and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the toothbrush.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.





- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.

Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.




- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.






- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.



- 6 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame.
- 7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.




- 8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

- 9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge.

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



Pendahuluan

Selamat bergabung menjadi pengguna Philips Sonicare! Sikat gigi ini memiliki performa memuaskan untuk menghilangkan plak serta membuat gigi lebih putih dan gusi lebih sehat. Kombinasi teknologi suara yang halus dari Sonicare serta fitur-fitur yang telah teruji dan dikembangkan secara klinis terbukti mampu membersihkan gigi secara maksimal.

Buka **www.philips.com/support** untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dan meregistrasikan produk

Petunjuk keselamatan penting

Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius.

Peringatan

- Jauhkan pengisi daya dan/atau sanitiser UV dari air.
- Setelah dibersihkan, pastikan pengisi daya dan/atau sanitiser benar-benar kering sebelum dihubungkan ke pengisi daya USB/stopkontak listrik.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Hanya gunakan aksesoris atau barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan pengisi daya yang disertakan bersama produk. Hanya gunakan kabel USB dan unit catu daya USB asli jika disertakan.

- Komponen di dalam alat ini tidak dapat diperbaiki sendiri oleh pengguna. Jika alat rusak, hentikan penggunaan dan hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Untuk alat dengan kabel: Jika kabel rusak, ganti dengan pengisi daya baru yang dilengkapi sanitiser.
- Jangan gunakan pengisi daya dan/atau sanitiser UV di luar ruangan atau dekat permukaan panas.
- Jangan bersihkan bagian apa pun dari produk dalam mesin cuci piring.
- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi, gusi, dan lidah.
- Selalu jauhkan pembersih dari jangkauan anak-anak.
- Berhentilah menggunakan pembersih jika lampu sinar UV terus menyala saat pintunya terbuka. Sinar UV dapat membahayakan mata dan kulit manusia.
- Operasikan sanitiser hanya jika lapisan pelindung terpasang.
- Jangan menyentuh lampu sinar UV pada sanitiser UV saat masih panas.
- Hentikan penggunaan kepala sikat dengan bulu yang sudah rusak atau bengkok. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan atau lebih sering jika terlihat tanda-tanda kerusakan.
- Hindari kontak langsung dengan produk yang berisi minyak esensial atau minyak kelapa. Kontak dapat menyebabkan sikat terlepas.

PERINGATAN MEDIS

- Berhenti menggunakan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi/dokter jika terjadi perdarahan berlebihan setelah menggunakan alat, jika perdarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan, atau jika Anda merasa tidak nyaman atau sakit.
- Jika rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau alat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen alat implan sebelum penggunaan.

- Jika khawatir dengan kesehatan Anda, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Alat adalah perangkat perawatan pribadi dan bukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi gigi.

Petunjuk keselamatan baterai

- Alat ini berisi baterai yang hanya boleh dilepas oleh orang yang ahli.
- Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi ini dengan cermat sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari. Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius. Aksesoris yang disertakan dapat berbeda, bergantung pada produk.
- Hanya gunakan aksesoris dan barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan unit suplai lepas-pasang TCBxxxx, HX6110, HX6160, atau WAAxxxx.
- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk memanaskan atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan letakkan produk dan baterainya dalam oven microwave atau di atas kompor induksi.
- Jangan membuka, memodifikasi, menusuk, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanaskan atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Alat ini memiliki baterai yang tidak bisa diganti. Saat masa pakai baterai habis, alat ini harus dibuang dengan benar, lihat bagian tentang daur ulang.
- Jika baterai rusak atau bocor, hindari kontak dengan kulit atau mata. Jika hal ini terjadi, segera bilas hingga bersih dengan air dan cari bantuan medis.

- Saat memegang baterai, pastikan tangan Anda, sikat, dan baterai kering.
- Untuk menghindari arus pendek yang tidak disengaja pada baterai setelah dilepas, jangan sampai terminal baterai bersentuhan dengan benda logam (misalnya, koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai menggunakan aluminium foil. Tutupi terminal baterai dengan selotip atau masukkan ke dalam kantong plastik sebelum dibuang.
- Isi daya dan gunakan produk pada suhu antara 0 °C dan 40 °C (32 °F dan 104 °F).

Kondisi penyimpanan dan pengangkutan

Suhu -10 °C hingga 60 °C (14 °F hingga 140 °F).

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Petunjuk Peralatan Radio

Dengan ini, Philips menyatakan bahwa sikat gigi listrik dengan tipe peralatan radio (Bluetooth, NFC) ini mematuhi Arahan 2014/53/EU.

- Antarmuka frekuensi radio Bluetooth di produk yang sesuai beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz.
- Daya output maksimum dari peralatan Bluetooth adalah 3 dBm.
- Antarmuka frekuensi radio NFC di produk yang sesuai beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz.
- Daya RF maksimum yang dipancarkan oleh peralatan 30,16dBm.


Teks lengkap terkait Pernyataan Kesesuaian EU tersedia di alamat internet berikut: **www.philips.com/support**

Catatan: Fitur dapat berbeda-beda tergantung model. Beberapa model mungkin tidak dilengkapi dengan Bluetooth atau NFC.

Simbol berikut mungkin tertera pada produk:



Baca Buku Panduan Operator.



Komponen Catu Daya Lepas-Pasang: "xxxxxx" menunjukkan nomor model pengisi daya yang resmi digunakan.

Tujuan penggunaan

Sikat gigi listrik ProtectiveClean ditujukan untuk membersihkan plak yang melekat dan sisa makanan di gigi, mengurangi kerusakan gigi, serta meningkatkan dan menjaga kesehatan mulut. Sikat gigi listrik ProtectiveClean ditujukan untuk penggunaan pribadi. Penggunaan oleh anak-anak harus dilakukan dengan pengawasan orang dewasa.

Bagian Philips Sonicare (Gbr 1.)

- 1 Gagang
- 2 Tombol daya
- 3 Tombol mode
- 4 Indikator mode
- 5 Peningat Penggantian Kepala Sikat
- 6 Indikator baterai

Aksesori:

- 7 Penutup kepala sikat
- 8 Kepala sikat pintar
- 9 Dudukan pengisian daya
- 10 Travel case
- 11 Sanitiser UV dan pengisi daya

Catatan: Aksesori yang disertakan mungkin berbeda-beda tergantung model yang dibeli.

Persiapan awal



- 1 Sejajarkan kepala sikat agar bulu sikat menghadap arah yang sama dengan bagian depan gagang.




- 2 Tekan kepala sikat ke arah poros logam hingga terpasang dengan pas.

Catatan: Adanya sedikit celah antara kepala sikat dan gagang merupakan hal yang normal.


Menggunakan sikat gigi Philips Sonicare

Getaran yang lebih besar akan terasa saat pertama kali menggunakan sikat gigi Sonicare dibandingkan saat menggunakan sikat gigi konvensional. Biasanya, pengguna pemula akan menekan sikat terlalu kuat saat menyikat gigi. Cukup tekan dengan lembut dan biarkan sikat gigi Anda bekerja. Ikuti petunjuk di bawah untuk menyikat gigi dengan nyaman. Untuk membantu transisi ke sikat gigi elektrik Sonicare baru Anda, fitur EasyStart pada sikat gigi telah diaktifkan. Fitur ini secara bertahap akan menaikkan kekuatan penyikatan dalam 14 sesi pertama agar Anda terbiasa menggosok gigi dengan sikat gigi Philips Sonicare.

Instruksi menyikat




- 1 Basahi bulu sikat gigi dan beri sedikit pasta gigi.




- 2 Posisikan bulu sikat gigi pada gigi hingga membentuk sudut kecil (45 derajat), tekan agar bulu sikat menjangkau garis gusi atau sedikit di bawah garis gusi.

Catatan: Jaga bagian tengah sikat agar selalu menyentuh gigi.




- 3 Tekan tombol daya untuk menyalakan Philips Sonicare.



- 4 Dengan lembut, pertahankan posisi bulu sikat pada gigi dan garis gusi. Sikat gigi dengan gerakan kecil maju mundur sehingga bulu sikat mencapai sela-sela gigi. Lanjutkan gerakan ini selama menyikat gigi.

Catatan: Bulu sikat akan sedikit merekah. Tidak disarankan menggosok gigi secara manual seperti halnya menggunakan sikat gigi konvensional.

Catatan: Jika tekanan terlalu kuat, Anda akan diperingatkan lewat perubahan getaran pada gagang. Pengingat penggantian kepala sikat juga akan berkedip kekuningan.



- 5 Untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan, miringkan gagang sikat setengah tegak dan lakukan beberapa gerakan menyikat vertikal yang tumpang tindih pada setiap gigi.
- 6 Setelah selesai menyikat gigi, Anda dapat menggunakan waktu tambahan menyikat permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah dan area lainnya yang biasanya bernoda. Anda juga dapat menyikat lidah dengan kondisi sikat gigi nyala atau mati sesuai keinginan.

Catatan: Sikat gigi elektrik Philips Sonicare aman bagi gigi berkawat (tetapi kepala sikat berpotensi lebih cepat rusak untuk penggunaan demikian) dan gigi yang direstorasi (tambalan, mahkota/jaket, veneer) selama digunakan dengan benar dan tepat.

QuadPacer




Untuk memastikan Anda menyikat gigi secara merata, kami membagi mulut Anda ke dalam 4 bagian dengan menggunakan fitur QuadPacer. QuadPacer membagi waktu menyikat gigi menjadi 4 segmen yang sama dan memberi tahu saat Anda harus pindah ke area berikutnya. Peralihan segmen ditandai dengan jeda getaran singkat. Getaran akan berhenti otomatis setelah selesai menyikat gigi.

Catatan: Tambahkan waktu menggunakan Mode White atau Gum Care.

Mode

Sikat gigi listrik ini dilengkapi 3 mode: Clean, White, dan Gum Care (hanya model tertentu). Untuk mengganti mode, tekan tombol mode saat sikat gigi dimatikan.

	Clean	White	Gum Care
Manfaat	Untuk pembersihan sempurna setiap hari	Menghilangkan noda pada permukaan	Memijat gusi dengan lembut
Total waktu menyikat gigi	2 menit	2 menit 30 detik	3 menit
Cara menyikat gigi	Sikat setiap bagian selama 30 detik. 	Sikat setiap bagian selama 30 detik  kemudian, sikat segmen 5 dan 6 masing-masing selama 15 detik untuk mencerahkan dan membuat gigi depan Anda berkilau. 	Sikat setiap bagian selama 30 detik  kemudian, sikat segmen 5, 6, 7, dan 8 masing-masing selama 15 detik untuk menstimulasi dan memijat gusi dengan lembut. 

Teknologi BrushSync



Lewat teknologi BrushSync, kepala sikat akan tersinkron dengan gagang menggunakan microchip. Kepala sikat dilengkapi dengan teknologi ini yang ditunjukkan lewat simbol  di bagian bawahnya.


Teknologi BrushSync memiliki fitur:

- Peningat Penggantian Kepala Sikat
- Philips Sonicare menawarkan berbagai kepala sikat pintar berteknologi BrushSync. Lihat seluruh jajaran produk kepala sikat gigi kami dan temukan yang paling sesuai untuk Anda di www.philips.com/toothbrush-heads.

Fitur

- Input Sensor Tekanan
- Quadpacer
- Peningat Penggantian Kepala Sikat
- EasyStart
- SmarTimer

Input Sensor Tekanan



Sikat gigi Sonicare akan mengukur tekanan saat menyikat gigi untuk menjaga gusi dan gigi dari kerusakan.

Jika Anda menekan terlalu kuat, getaran pada gagang akan berubah. Ikon peningcat penggantian kepala sikat juga akan berkedip kekuningan hingga tekanan dikurangi.

Catatan: Produk ini dilengkapi dengan Sensor Tekanan aktif. Untuk menonaktifkan fitur ini .

Quadpacer

QuadPacer adalah pengatur waktu interval yang membantu Anda menyikat gigi secara menyeluruh dengan membagi area mulut menjadi 4 bagian. (lihat "Instruksi menyikat")


Peningat Penggantian Kepala Sikat

Philips Sonicare Anda dilengkapi dengan teknologi BrushSync yang dapat mendeteksi jika kepala sikat mulai rusak.

Catatan: Fitur ini hanya berfungsi dengan kepala sikat pintar Philips Sonicare berteknologi BrushSync.

- 1 Saat Anda memasang kepala sikat pintar yang baru untuk pertama kali, gagang akan mendeteksi kepala sikat Philips yang berteknologi BrushSync dan mulai mendeteksi kerusakan pada kepala sikat.
- 2 Seiring waktu, berdasarkan tekanan menyikat dan total waktu penggunaan kepala sikat, gagang akan mendeteksi kerusakan kepala sikat untuk menentukan waktu penggantian yang tepat. Dengan fitur ini, gigi bersih dan terawat maksimal.
- 3 Ganti kepala sikat ketika indikator pengingat penggantian kepala sikat menyala kuning.

Semua kepala sikat pintar dilengkapi dengan fitur pengingat penggantian kepala sikat aktif. Untuk menonaktifkan pengingat ini, baca 'Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur'.



EasyStart

Model Philips Sonicare ini hadir dengan fitur EasyStart yang diaktifkan. Fitur EasyStart secara perlahan akan menambah intensitas di 14 sikatan pertama agar Anda terbiasa menyikat gigi dengan Philips Sonicare.

Penafian

Dalam studi klinis, sikat gigi Philips Sonicare harus digunakan dalam mode Clean dengan intensitas tinggi, daya terisi penuh, dan fitur EasyStart nonaktif.

Untuk menonaktifkan EasyStart (lihat "Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur").

SmarTimer

SmarTimer menandakan siklus menyikat gigi Anda selesai dengan mematikan alat otomatis di akhir siklus menyikat gigi.

Para ahli gigi menyarankan untuk menggosok gigi lebih dari 2 menit dua kali sehari.

Catatan: Jika tombol daya ditekan setelah siklus menyikat gigi dimulai, sikat gigi akan terjeda. Setelah jeda 30 detik, SmarTimer akan direset.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur


Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur berikut:

- EasyStart
- Pengingat Penggantian Kepala Sikat
- Input Sensor Tekanan

Catatan: Anda hanya dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat penggantian kepala sikat ketika kepala sikat cerdas berada di gagang.

Langkah 1: Letakkan gagang sikat ke dudukan pengisi daya yang disambungkan ke stopkontak.

Langkah 2: Tekan lama tombol daya untuk:



EasyStart

Pengingat
penggantian
kepala sikat

Input Sensor Tekanan

Maksimal 3 detik

Maksimal 5 detik

Maksimal 7 detik




Langkah 3: Lepaskan tombol daya saat terdengar:

Bunyi bip 1 kali

Bunyi bip 1 kali,
lalu 2 kali

Bunyi bip 1 kali, lalu 2
kali, lalu 3 kali



Jika indikator baterai dan lampu pengingat penggantian kepala sikat terlihat berkedip hijau 2 kali dan terdengar 3 nada dari rendah ke tinggi, berarti fitur ini telah aktif.

ATAU



Jika indikator baterai dan lampu pengingat penggantian kepala sikat terlihat berkedip kuning 1 kali dan terdengar 3 nada dari tinggi ke rendah, berarti fitur ini telah nonaktif.

Sanitiser UV


Catatan: Aksesori yang disertakan mungkin berbeda-beda tergantung model yang dibeli.

Dengan sanitiser UV Anda dapat membersihkan kepala sikat setelah penggunaan.

Cabut sanitiser, hentikan penggunaan dan hubungi Layanan Pelanggan jika:

- Lampu sinar UV terus menyala saat pintunya terbuka.
- Jendela rusak atau terlepas dari sanitiser.
- Sanitiser mengeluarkan asap atau bau terbakar saat sedang digunakan.

Catatan: Sinar UV dapat membahayakan mata dan kulit manusia. Perangkat ini harus selalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak.




- 1 Setelah menyikat, bilas kepala sikat dan kibaskan dari sisa air.

Peringatan: Pastikan tutup kepala sikat tidak terpasang pada kepala sikat saat kepala sikat sedang dibersihkan di sanitiser.



- 2 Tempatkan jari Anda pada celah penutup di atas sanitiser dan tarik untuk membuka penutupnya.




- 3 Tempatkan kepala sikat pada satu dari 2 pasak sanitiser dengan bulu sikat menghadap ke lampu.

Catatan: Hanya bersihkan kepala sikat Philips Sonicare pada sanitiser.

Catatan: Jangan bersihkan kepala sikat Philips Sonicare untuk Anak pada sanitiser.

- 4 Pastikan sanitiser ditancapkan ke stopkontak yang dialiri arus listrik dengan tegangan yang sesuai.



- 5 Tutup pintu dan tekan tombol daya on/off hijau satu kali untuk memilih siklus bersih UV.

Catatan: Anda hanya dapat menghidupkan sanitiser bila penutup tertutup dengan benar.

Catatan: Sanitiser akan berhenti beroperasi bila Anda membuka penutup selama siklus sanitasi.

Catatan: Siklus sanitiser beroperasi kurang lebih selama 10 menit dan akan otomatis mati.

Sanitiser beroperasi ketika lampu menyala melalui jendela.


Pengisian daya dan status baterai

Sikat gigi Philips Sonicare ini dapat digunakan untuk minimal 28 kali menyikat gigi, setiap waktu menyikat gigi berdurasi 2 menit (14 hari jika menyikat gigi dua kali sehari) dengan baterai terisi penuh. Indikator baterai akan menunjukkan status baterai setiap kali selesai menyikat gigi selama 2 menit, menjeda proses menyikat gigi, atau mengisi daya.

Catatan: Pengisian daya baterai hingga penuh memerlukan waktu maksimal 24 jam sebelum digunakan untuk pertama kali. Namun, Anda dapat menggunakan sikat gigi Philips Sonicare sebelum terisi penuh.

Pengisian daya

Mengisi daya dengan pengisi daya atau Sanitiser UV.



- 1 Tancapkan pengisi daya atau sanitiser ke stopkontak listrik.
- 2 Pasang gagang ke pengisi daya atau sanitiser.
 - Gagang mengeluarkan bunyi bip pendek 2 kali untuk mengonfirmasi bahwa pemasangan gagang sudah benar.
 - Lampu indikator baterai yang berkedip menunjukkan bahwa sikat gigi sedang mengisi daya.
 - Saat gagang yang ada pada pengisi daya sudah terisi daya penuh, indikator baterai akan menyala hijau selama 30 detik, lalu mati.

Status baterai

Status baterai (gagang pada pengisi daya yang terhubung ke sumber listrik)

Jika gagang diletakkan pada pengisi daya, indikator baterai akan menunjukkan level baterai.

Status baterai	Indikator baterai
Mengisi daya	Berkedip hijau
Penuh	Menyala hijau terus-menerus selama 30 detik, lalu mati

Status baterai (saat gagang tidak dipasang di pengisi daya)

Saat sikat gigi menyala, indikator baterai di bagian bawah gagang akan menunjukkan tingkat baterai.

Status baterai	Indikator baterai	Berbunyi
Penuh	Menyala hijau terus-menerus	-
Belum terisi penuh	Berkedip hijau	-
Rendah	Berkedip kekuningan	Gagang akan berbunyi bip 3 kali setelah selesai menyikat gigi
Kosong	Berkedip kekuningan	Gagang akan berbunyi bip 5 kali dalam 2 tahap setelah selesai menyikat gigi


Catatan: Untuk menghemat energi, indikator baterai akan mati saat sikat tidak digunakan.

Catatan: Saat baterai benar-benar habis, sikat gigi akan mati. Letakkan sikat gigi pada pengisi daya untuk mengisi dayanya.

Catatan: Agar baterai selalu terisi penuh, letakkan sikat gigi Anda pada pengisi daya saat tidak digunakan.

Membersihkan

Gagang sikat gigi




- 1 Lepaskan kepala sikat dan bilas area poros logam dengan air hangat. Pastikan Anda membersihkan sisa-sisa pasta gigi.

Perhatian: Jangan mendorong segel karet pada poros logam dengan benda tajam, hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

- 2 Seka semua permukaan gagang dengan kain lembab.

Catatan: Jangan mengetuk gagang ke wastafel untuk membersihkan sisa air.

Kepala sikat



- 1 Bilas kepala sikat dan bulu sikat setelah digunakan.
- 2 Lepaskan kepala sikat dari gagang dan bilas sambungan kepala sikat dengan air hangat sedikitnya seminggu sekali. Seringlah membilas tutup pelindung dengan frekuensi seperlunya.

Pengisi daya

- 1 Cabut pengisi daya sebelum Anda membersihkannya.
- 2 Seka permukaan pengisi daya dengan kain lembab.

Travel case

Bilas dengan air hangat dan gunakan kain lembab untuk membersihkan bagian dalam travel case.


Membersihkan Sanitiser

Peringatan: Jangan merendam sanitiser ke dalam air atau membilasnya di bawah keran.


Peringatan: Jangan bersihkan sanitiser saat lampu sinar UV panas.

Untuk hasil optimal, disarankan agar membersihkan sanitiser seminggu sekali.

- 1 Cabut sanitiser.



- 2 Tarik wadah penampung untuk melepasnya. Bilas wadah penampung dan lap hingga bersih dengan kain lembap.
- 3 Bersihkan semua permukaan dalam dengan kain lembap.
- 4 Lepaskan lapisan pelindung di depan lampu sinar UV.



Untuk melepaskan lapisan pelindung, pegang sudut-sudut di samping pengait, tekan perlahan dan tarik lapisan pelindung.

- 5 Lepaskan lampu sinar UV.
Untuk melepaskan lampu, pegang lampu dan tarik keluar jepitan logamnya.
- 6 Bersihkan lapisan pelindung dan lampu sinar UV dengan kain lembap.
- 7 Masukkan kembali lampu sinar UV.
Untuk memasukkan kembali lampu, sejajarkan bagian bawah lampu dengan jepitan logam dan dorong lampu ke dalam jepitan tersebut.
- 8 Masukkan kembali lapisan pelindung.
Untuk memasukkan kembali lapisan pelindung, sejajarkan pasak di lapisan dengan slot pada permukaan reflektif di dekat lampu sinar UV. Dorong masuk lapisan pelindung ke dalam slot pada sanitiser.
- 9 Pasang kembali wadah penampung ke sanitiser UV.
- 10 Setelah dibersihkan, pastikan sanitiser benar-benar kering sebelum Anda menyambungkannya ke stopkontak listrik.

Penyimpanan

Jika Anda tidak akan menggunakan produk untuk waktu yang lama, cabut produk dari stopkontak listrik, bersihkan alat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung.

Penggantian

Ganti kepala sikat Philips Sonicare setiap 3 bulan untuk memperoleh hasil yang optimal. Gunakan hanya kepala sikat pengganti Philips Sonicare.

Melihat nomor model

Nomor model tertera di bagian bawah gagang sikat gigi Philips Sonicare (HX64XX, HX68XX).

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.
- Lampu sinar UV sanitiser berisi merkuri. Jangan membuang lampu sinar UV bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Serahkan kepada titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang.

Baterai isi ulang bawaan **hanya boleh dicopot oleh teknisi yang kompeten** jika alat ini akan dibuang. Pastikan baterai benar-benar habis sebelum dicopot.

Melepas baterai isi ulang

Baterai isi ulang bawaan **hanya boleh dicopot oleh teknisi yang kompeten** jika alat ini akan dibuang. Pastikan baterai benar-benar habis sebelum dicopot.

Lakukan tindakan antisipasi yang diperlukan jika Anda menggunakan perkakas untuk membuka alat ini dan saat membuang baterai isi ulang. Pastikan mata, tangan, dan jari Anda terlindungi serta prosesnya dilakukan di area yang aman.


Saat memegang baterai, pastikan tangan Anda, sikat, dan baterai kering.

Agar tidak terjadi korsleting pada baterai secara tidak disengaja setelah dicopot, jauhkan terminal baterai dari benda logam (misalnya koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai menggunakan kertas aluminium. Tutupi terminal


baterai dengan selotip atau masukkan ke dalam kantung plastik sebelum dibuang.

Untuk mengeluarkan baterai isi ulang, Anda memerlukan handuk atau kain, palu, dan obeng minus (standar). Perhatikan tindakan antisipasi dasar saat mengikuti prosedur yang dijelaskan di bawah.


- 1 Untuk menghabiskan daya baterai isi ulang, copot gagang dari pengisi daya, lalu nyalakan sikat sampai berhenti dengan sendirinya. Ulangi langkah ini sampai sikat gigi tidak bisa dinyalakan lagi.
- 2 Copot dan buang kepala sikat. Tutupi seluruh gagang menggunakan handuk atau kain.




- 3 Pegang bagian atas gagang dengan satu tangan, lalu pukul wadah gagang 0,5 inci dari ujung bagian bawahnya. Pukul dengan kuat menggunakan palu pada keempat sisinya untuk membuka penutup ujungnya.




Catatan: Anda mungkin harus memukul ujungnya beberapa kali untuk melepaskan sambungan internalnya.



- 4 Copot penutup ujung gagang sikat gigi. Jika penutup ujung sulit dilepas, ulangi langkah 3 sampai penutup ini terlepas.




- 5 Pegang gagang secara terbalik, lalu tekan poros pada permukaan yang keras. Jika komponen bagian dalam sulit dilepas dari wadahnya, ulangi langkah 3 sampai komponen bagian dalam terlepas.



- 6 Masukkan obeng di antara baterai dan rangka hitam di bagian bawah komponen bagian dalam. Lalu, cangkil baterai menggunakan obeng untuk melepas bagian bawah rangka hitam.

- 7 Cangkil di antara bagian bawah baterai dan rangka hitam dengan obeng untuk melepas sisipan logam yang menyambungkan baterai dengan papan sirkuit berwarna hijau. Ujung bagian bawah baterai akan terlepas dari rangka.




- 8 Ambil baterai dengan menariknya dari komponen bagian dalam untuk melepas sisipan logam lainnya pada ujung baterai.

Perhatian: Berhati-hatilah dengan ujung tab baterai yang tajam agar tidak mencederaï jari Anda.

- 9 Tutupi kutub baterai dengan selotip agar tidak terjadi korsleting dari sisa pengisian daya baterai.

Baterai isi ulang siap didaur ulang dan bagian alat lainnya bisa dibuang dengan semestinya.



Catatan: Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Pengenalan

Selamat datang ke keluarga Philips Sonicare! Berus gigi ini membolehkan anda memperoleh hasil penyingkiran plak yang lebih baik, gigi yang lebih putih dan gusi yang lebih sihat. Sonicare menggabungkan teknologi sonik lembut dan ciri yang telah dibangunkan serta terbukti secara klinikal untuk memastikan anda akan mendapat pembersihan terbaik pada setiap masa. Sokongan lanjut dan pendaftaran produk tersedia untuk anda menerusi: **www.philips.com/support**

Arahan keselamatan penting

Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius.

Amaran

- Pastikan pengecas dan pensanitasi UV dijauhkan daripada air.
- Selepas pembersihan, pastikan pengecas dan/atau pensanitasi telah kering sepenuhnya sebelum anda membuat sambungan kepada pengecas USB/soket dinding.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas yang disediakan dengan produk. Sekiranya dibekalkan, hanya gunakan kabel USB tulen dan unit bekalan kuasa USB.
- Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis pengguna. Jika perkakas tersebut rosak, berhenti menggunakan perkakas itu dan hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara anda. Peranti dengan kord sahaja: Sekiranya kord rosak, gantikan pengecas dengan pensanitasi yang baharu.
- Jangan gunakan pengecas dan/atau pensanitasi UV di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah.
- Jauhkan pensanitasi daripada kanak-kanak pada setiap masa.
- Berhenti menggunakan pensanitasi jika mentol cahaya UV kekal hidup apabila pintu dibuka. Cahaya UV boleh memudaratkan mata dan kulit manusia.
- Hanya gunakan pensanitasi dengan skrin pelindung dipasang.
- Jangan sentuh mentol lampu UV pensanitasi UV semasa mentol tersebut panas.
- Berhenti menggunakan kepala berus dengan bulu kejur yang renyuk atau bengkok. Gantikan kepala berus setiap 3 bulan sekali atau lebih awal jika tanda-tanda haus kelihatan.
- Elakkan sentuhan langsung dengan produk yang mengandungi minyak pati atau minyak kelapa. Sentuhan mungkin menyebabkan bulu berus tertanggal.

AMARAN PERUBATAN

- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.

- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.
- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.

Arahan keselamatan bateri

- Perkakas ini mengandungi bateri yang hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang mahir.
- Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius. Aksesori yang dibekalkan mungkin berbeza-beza untuk produk berlainan.
- Hanya gunakan aksesori dan barangan pakai habis Philips yang asli. Hanya gunakan unit bekalan boleh tanggal TCBxxxx, HX6100, HX6110, HX6160 atau WAAxxxx.
- Jauhkan produk dan bateri daripada api dan jangan dedahkan kepada cahaya matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk menjadi panas secara luar biasa atau mengeluarkan bau, berubah warna atau jika pengecasan memakan masa yang lebih lama daripada biasa, berhenti menggunakan serta mengecas produk dan hubungi pengedar Philips tempatan anda.
- Jangan letakkan produk dan baterinya dalam ketuhar gelombang mikro atau pada dapur induksi.

- Jangan buka, ubah suai, tebuk, rosakkan atau merungkas produk atau bateri untuk mengelak bateri daripada memanas atau melepaskan bahan toksik atau berbahaya. Jangan pintaskan litar, terlebih cas atau melakukan pengecasan berbalik pada bateri.
- Perkakas ini mengandungi bateri yang tidak boleh digantikan. Apabila bateri hampir mencapai penghujung hayat, perkakas tersebut harus dilupuskan dengan betul, lihat bahagian tentang kitar semula.
- Jika bateri rosak atau bocor, elakkan daripada tersentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, bilas segera dengan air dan dapatkan rawatan perubatan.
- Apabila mengendalikan bateri, pastikan tangan anda, produk dan bateri sentiasa kering.
- Untuk mengelakkan litar pintas bateri yang tidak disengajakan selepas pengeluaran, jangan biarkan terminal bateri tersentuh objek logam (mis. syiling, pin rambut, cincin). Jangan balut bateri dengan kerajang aluminium. Tampalkan pita pelekat pada terminal bateri atau letakkan bateri di dalam beg plastik sebelum dibuang.
- Cas dan gunakan produk pada suhu antara 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F).

Kedadaan sesuai untuk penyimpanan dan pengangkutan

Suhu -10°C hingga 60°C (14 °F hingga 140 °F).

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Arahan Peralatan Radio

Dengan ini, Philips mengisytiharkan bahawa berus gigi elektrik dengan jenis peralatan radio (Bluetooth, NFC) mematuhi Arahan 2014/53/EU.

- Antara muka frekuensi radio Bluetooth dalam produk yang berkenaan beroperasi pada 2.4 GHz.
- Kuasa output maksimum oleh perkakas Bluetooth ialah 3 dBm.


- Antara muka frekuensi radio NFC dalam produk yang berkenaan beroperasi pada 13.56 MHz.
- Kuasa RF maksimum yang dipancarkan oleh perkakas ialah 30.16dBm.

Teks penuh perisytiharan pematuhan EU tersedia di alamat Internet yang berikut:

www.philips.com/support

Nota: Ciri model yang berlainan mungkin berbeza-beza. Sesetengah model mungkin tidak dilengkapi dengan Bluetooth atau NFC.

Simbol berikut mungkin muncul pada produk:
Baca Manual Pengendali.



Bahagian Bekalan Kuasa Boleh Tanggal: "XXXXXX" menunjukkan nombor model pengecas yang diluluskan untuk digunakan.

Penggunaan yang dimaksudkan

Berus gigi berkuasa ProtectiveClean bertujuan untuk menanggalkan plak dan sisa makanan yang melekat daripada gigi bagi mengurangkan kerosakan gigi serta menambah baik dan menjaga kesihatan oral. Berus gigi berkuasa ProtectiveClean bertujuan untuk kegunaan peribadi. Penggunaan oleh kanak-kanak hendaklah dengan pengawasan orang dewasa.


Philips Sonicare Anda (Rajah 1.)

- 1 Pemegang
- 2 Butang kuasa hidup/mati
- 3 Butang mod
- 4 Penunjuk mod
- 5 Peringatan Penggantian Kepala Berus

- 6 Penunjuk bateri
- Aksesori:**
- 7 Penutup kepala berus
- 8 Kepala berus pintar
- 9 Pangkalan pengecasan
- 10 Beg kembara
- 11 Pensanitasi UV dan pengecas

Nota: Aksesori yang disertakan mungkin berbeza berdasarkan model yang dibeli.

Mulakan



- 1 Jajarkan kepala berus agar bulu kejunya menghala ke arah yang sama seperti bahagian depan pemegang.



- 2 Tekan kepala berus ke bawah dengan kemas ke atas aci logam sehingga kepala berus tidak boleh ditolak lagi.

Nota: Terdapat sedikit jurang antara kepala berus dengan pemegang, itu ialah perkara biasa.

Menggunakan berus gigi Philips Sonicare anda


Jika anda menggunakan berus gigi Sonicare anda buat kali pertama, merasa getaran yang lebih kuat berbanding semasa menggunakan berus gigi bukan elektrik ialah perkara biasa. Pengguna biasanya mengenakan tekanan yang terlalu kuat pada kali pertama. Hanya kenakan sedikit tekanan dan biarkan berus gigi melakukan pemberusan untuk anda. Sila ikut arahan pemberusan di bawah untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Untuk membantu anda beralih kepada berus gigi kuasa Sonicare baharu, berus gigi ini mengaktifkan ciri EasyStart secara lalai. Ciri ini meningkatkan kuasa secara perlahan-lahan selepas 14 pemberusan pertama untuk membantu anda menyesuaikan diri dengan memberus

menggunakan berus gigi Philips Sonicare.

Arahan pemberusan




- 1 Basahkan bulu kejur dan letakkan sedikit ubat gigi.




- 2 Letakkan bulu kejur berus gigi pada gigi dengan sudut menyerong sedikit (45 darjah), tekan dengan kukuh untuk memastikan bulu kejur mencapai garis gusi atau sedikit ke bawah dari garis gusi.

Nota: Pastikan bahagian tengah berus bersentuhan dengan gigi pada setiap masa.




- 3 Tekan butang kuasa hidup/mati untuk menghidupkan Philips Sonicare.



- 4 Pastikan bulu kejurnya diletakkan dengan perlahan-lahan pada gigi dan dalam garis gusi. Berus gigi anda dengan gerakan ke hadapan dan ke belakang yang kecil agar bulu kejur sampai di antara gigi. Teruskan gerakan ini di sepanjang kitaran pemberusan anda.

Nota: Bulu kejur akan kembang sedikit. Anda tidak digalakkan untuk menggosok seperti dengan berus gigi manual.

Nota: Jika anda mengenakan terlalu banyak tekanan, anda akan dimaklumi melalui perubahan pada getaran pemegang dan peringatan penggantian kepala berus yang berkelip kuning jingga.



- 5 Untuk membersihkan permukaan bahagian dalam gigi hadapan, condongkan pemegang berus separuh tegak dan buat beberapa gerakan memberus bertindih menegak pada setiap gigi.
- 6 Selepas anda melengkapkan kitaran memberus, anda boleh meluangkan masa untuk memberus permukaan mengunyah gigi anda dan kawasan yang terdapat kotoran. Anda juga boleh memberus lidah anda dengan berus gigi yang dihidupkan atau dimatikan, mengikut kehendak anda.

Nota: Berus gigi Philips Sonicare anda selamat digunakan pada pendakap gigi (kepala berus akan haus dengan lebih cepat apabila digunakan pada pendakap gigi) dan pemulihan dental (tampalan, salutan, venier) yang dipasang dengan betul dan tidak terjejas.

QuadPacer






Untuk memastikan anda memberus keseluruhan mulut dengan sekata, bahagikan mulut anda kepada 4 bahagian dengan menggunakan ciri QuadPacer. QuadPacer membahagikan masa pembersihan kepada 4 segmen yang sama dan memberikan petunjuk apabila anda harus beralih kepada bahagian yang seterusnya. Pembahagian segmen ditunjukkan dengan jeda pendek dalam getaran. Berus gigi akan berhenti secara automatik pada penghujung sesi pembersihan.

Nota: Masa tambahan boleh ditambahkan apabila anda menggunakan Mod White atau Gum Care.

Mod

Berus gigi berkuasa anda dilengkapi dengan sehingga 3 mod: Clean, White dan Gum Care (model tertentu sahaja). Untuk menukar mod, tekan butang mod semasa berus gigi dimatikan.

	Clean (Bersih)	White	Gum Care
Manfaat	Untuk pembersihan harian yang luar biasa	Menyingkirkan kotoran pada permukaan	Mengurut gusi dengan perlahan-lahan
Jumlah masa pemberusan	2 minit	2 minit dan 30 saat	3 minit
Cara memberus gigi	Berus setiap segmen selama 30 saat. 	Berus setiap segmen selama 30 saat  kemudian berus segmen 5 dan 6 selama 15 saat masing-masing untuk mencerahkan dan menggilap gigi hadapan. 	Berus setiap segmen selama 30 saat  kemudian berus segmen 5, 6, 7 dan 8 selama 15 saat masing-masing untuk merangsang dan mengurut gusi anda secara perlahan-lahan. 

Teknologi BrushSync



Teknologi BrushSync membolehkan kepala berus anda berkomunikasi dengan pemegang anda menggunakan mikro cip. Simbol  di bahagian bawah kepala berus menandakan bahawa kepala berus dilengkapi dengan teknologi ini.

Teknologi BrushSync membolehkan:


- Peringatan Penggantian Kepala Berus

Philips Sonicare menawarkan pelbagai jenis kepala berus pintar yang dilengkapi teknologi BrushSync. Untuk menerokai koleksi kepala berus gigi yang lengkap dan mencari kepala berus yang sesuai untuk anda, pergi ke **www.philips.com/toothbrush-heads** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Ciri-ciri

- Maklum Balas Sensor Tekanan
- Quadpacer
- Peringatan Penggantian Kepala berus
- EasyStart
- SmarTimer

Maklum Balas Sensor Tekanan



Berus gigi Sonicare anda mengukur tekanan yang dikenakan semasa memberus untuk melindungi gusi dan gigi anda daripada kerosakan.

Jika anda mengenakan tekanan berlebihan, pemegang akan mengubah getaran dan ikon peringatan penggantian kepala berus berkelip kuning jingga sehingga anda mengurangkan tekanan.

Nota: Produk anda disertakan dengan Sensor Tekanan yang diaktifkan. Untuk menyahaktifkan ciri ini. (lihat "Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri")

Quadpacer


QuadPacer ialah pemasa selang masa yang membantu anda memberus keseluruhan mulut secara sekata dengan membahagikan mulut anda kepada 4 bahagian. (lihat "Arahan pemberusan")

Peringatan Penggantian Kepala Berus

Philips Sonicare anda dilengkapi dengan teknologi BrushSync yang menjejaki kelusuhan kepala berus anda.

Nota: Ciri ini hanya berfungsi dengan kepala berus pintar Philips Sonicare dengan teknologi BrushSync.

- 1 Apabila anda memasang kepala berus pintar yang baru buat pertama kali, pemegang mengenal pasti bahawa anda memasang kepala berus Philips dengan teknologi BrushSync dan mula mengesan kehausan kepala berus.
- 2 Dari semasa ke semasa, pemegang mengesan kehausan kepala berus untuk menentukan masa optimum bagi penggantian kepala berus anda berdasarkan tekanan yang dikenakan dan kekerapan kepala berus digunakan. Ciri ini menjamin pembersihan dan penjagaan terbaik untuk gigi anda.
- 3 Apabila penanda peringatan penggantian kepala berus menyala kuning jingga, anda perlu menggantikan kepala berus anda.



Semua kepala berus pintar baharu disertakan dengan ciri peringatan penggantian kepala berus yang diaktifkan. Untuk menyahaktifkan peringatan penggantian kepala berus, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

EasyStart

Model Philips Sonicare ini disediakan dengan ciri EasyStart diaktifkan. Ciri EasyStart meningkatkan kuasa secara beransur-ansur pada 14 pemberusan pertama untuk membantu anda membiasakan diri memberus gigi dengan Philips Sonicare.

Penafian

Apabila berus gigi Philips Sonicare digunakan dalam kajian klinikal, berus gigi tersebut mestilah digunakan dalam mod Clean pada keamatan tinggi dengan pemegang dicas sepenuhnya dan ciri EasyStart dinyahaktifkan.

Untuk menyahaktifkan EasyStart (lihat "Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri").

SmarTimer

SmarTimer menunjukkan bahawa kitaran pemberusan anda telah lengkap dengan mematikan berus gigi secara automatik pada penghujung kitaran pemberusan. Pakar pergigian mengesyorkan masa pemberusan sekurang-kurangnya 2 minit dua kali sehari.

Nota: Jika anda menekan butang kuasa hidup/mati selepas anda memulakan kitaran pemberusan, berus gigi akan menjeda. Selepas menjeda selama 30 saat, SmarTimer akan ditetapkan semula.


Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri berikut pada berus gigi anda:

- EasyStart
- Peringatan Penggantian Kepala Berus
- Maklum Balas Sensor Tekanan

Nota: Anda hanya boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan peringatan penggantian kepala berus apabila kepala berus pintar berada di atas pemegang.

Langkah 1: Letakkan pemegang pada kaki pengecas yang dipasangkan palam.



Langkah 2: Tekan dan tahan butang kuasa hidup/mati untuk:

EasyStart	Peringatan penggantian kepala berus	Maklum Balas Sensor Tekanan
Sehingga 3 saat	Sehingga 5 saat	Sehingga 7 saat
↓	↓	↓
Langkah 3: Lepaskan butang kuasa hidup/mati apabila anda mendengar:		

1 bip

1 bip, kemudian
2 bip1 bip, 2 bip, kemudian 3
bip

Jika anda melihat penanda bateri dan lampu peringatan penggantian kepala brus berkelip hijau 2 kali dan mendengar 3 nada daripada rendah hingga tinggi, maka ciri tersebut telah diaktifkan.

ATAU



Jika anda melihat penanda bateri dan lampu peringatan penggantian kepala brus berkelip kuning jingga 1 kali dan mendengar 3 nada daripada tinggi hingga rendah, maka ciri tersebut telah dinyahaktifkan.

Pensanitasi UV


Nota: Aksesori yang disertakan mungkin berbeza berdasarkan model yang dibeli.

Dengan UV sanitiser, anda boleh mencuci kepala berus anda setiap kali selepas menggunakannya.

Cabutkan palam sanitiser, hentikan penggunaan dan hubungi Khidmat Pelanggan jika:

- Mentol lampu UV kekal hidup apabila pintu terbuka.
- Tetingkapnya pecah atau hilang daripada sanitiser.
- Sanitiser tersebut mengeluarkan asap atau bau terbakar semasa beroperasi.

Catatan: Cahaya UV boleh memudaratkan mata dan kulit manusia. Peranti ini harus disimpan jauh daripada kanak-kanak pada setiap masa.




- 1 Selepas memberus, bilas kepala berus dan goncang air yang berlebihan.

Amaran: Pastikan tudung kepala berus tidak berada pada kepala berus apabila kepala berus dibersihkan di dalam pensanitasi.



- 2 Tempatkan jari anda di dalam ceruk pintu di bahagian atas sanitiser dan tarik pintu untuk membukanya.




- 3 Tempatkan kepala berus pada salah satu daripada 2 penyepit dalam sanitiser dengan bulu kejur menghadap mentol lampu.

Catatan: Hanya bersihkan kepala berus sangkut Philips Sonicare dalam sanitiser.

Nota: Jangan cuci kepala berus Philips Sonicare for Kids di dalam pensanitasi.

- 4 Pastikan sanitiser dipasangkan palamnya dalam salur keluar hidup dengan voltan yang sesuai.



- 5** Tutup pintu dan tekan butang kuasa hijau hidup/mati sekali untuk memilih kitaran cucian UV.

Nota: Anda boleh menghidupkan pensanitasi hanya jika pintu pensanitasi ditutup dengan betul.

Nota: Pensanitasi akan berhenti beroperasi jika anda membuka pintu semasa kitaran pensanitasi.

Nota: Kitaran pensanitasi mengambil masa kira-kira 10 minit, kemudian dimatikan secara automatik.

Sanitiser sedang beroperasi apabila cahayanya berbara melalui tetingkap.

Pengecasan dan status bateri


Berus gigi Philips Sonicare ini direka bentuk untuk memberikan sekurang-kurangnya 28 sesi pemberusan, setiap sesi selama 2 minit (14 hari jika digunakan dua kali sehari) dengan bateri dicas sepenuhnya. Penanda bateri menunjukkan status bateri apabila anda melengkapkan sesi pemberusan 2 minit, apabila anda menjeda berus gigi atau semasa bateri dicas.

Nota: Bateri mungkin mengambil masa hingga 24 jam untuk dicas sepenuhnya sebelum penggunaan pertama tetapi anda boleh menggunakan berus gigi Philips Sonicare sebelum bateri dicas sepenuhnya.

Pengecasan

Mengecas pada pengecas atau Pensanitasi UV

- 1** Masukkan palam pengecas atau pensanitasi ke alur keluar elektrik.
- 2** Letakkan pemegang pada pengecas atau pensanitasi.
 - Pemegang mengeluarkan 2 bunyi bip yang singkat untuk mengesahkan bahawa pemegang telah diletakkan dengan betul.
 - Lampu berkelip pada penunjuk bateri menunjukkan bahawa berus gigi sedang dicas.
 - Apabila pemegang telah dicas sepenuhnya pada pengecas, penunjuk bateri menyala warna hijau selama 30 saat dan kemudian padam.



Status bateri

Status bateri (pemegang pada pengecas yang dipasang)

Apabila pemegang diletakkan pada pengecas, penunjuk bateri menunjukkan paras bateri.

Status bateri	Penanda bateri
Mengecas	Menyala warna hijau
Penuh	Warna hijau tetap selama 30 saat, kemudian dimatikan

Status bateri (apabila pemegang tidak diletakkan pada pengecas)

Apabila berus gigi terjaga, penanda bateri pada bahagian bawah pemegang menunjukkan paras bateri.

Status bateri	Penanda bateri	Bunyi
Penuh	Hijau tetap	-
Separa penuh	Menyala warna hijau	-
Rendah	Berkelip kuning jingga	Pemegang mengeluarkan 3 bip selepas pemberusan
Kosong	Berkelip kuning jingga	Pemegang mengeluarkan 2 set 5 bip selepas pemberusan


Nota: Untuk menjimatkan tenaga, penanda bateri akan dimatikan apabila tidak digunakan.

Nota: Apabila bateri benar-benar kosong, berus gigi akan mati. Letakkan berus gigi pada pengecas untuk mengecas.

Nota: Untuk memastikan bateri dicas sepenuhnya pada setiap masa, anda boleh membiarkan berus gigi anda pada pengecas apabila tidak digunakan.

Pembersihan

Pemegang berus gigi




- 1 Keluarkan kepala berus dan bilas kawasan aci logam dengan air suam. Pastikan anda mengeluarkan sebarang sisa ubat gigi.

Awas: Jangan tekan kedap getah pada aci logam dengan benda tajam, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan.

- 2 Kesat keseluruhan permukaan pemegang dengan kain lembap.

Nota: Jangan ketuk pemegang pada singki untuk mengeluarkan air berlebihan.

Kepala berus



- 1 Bilas kepala berus dan bulu kejur selepas setiap kali digunakan.
- 2 Keluarkan kepala berus daripada pemegang dan bilas penyambungan kepala berus dengan air suam sekurang-kurangnya sekali seminggu. Bilas tudung kembara sekerap mungkin.

Pengecas

- 1 Cabut plag pengecas sebelum anda mula membersihkannya.
- 2 Kesat permukaan pengecas dengan kain lembap.

Bekas kembara



Bilas dengan air suam dan gunakan kain lembap untuk membersihkan bahagian dalam bekas kembara.

Membersihkan Pensanitasi

Amaran: Jangan rendam sanitiser dalam air atau bilasnya di bawah paip.

Amaran: Jangan bersihkan sanitiser semasa mentol cahaya UV tersebut panas.

Untuk keberkesanan yang optimum, anda disarankan untuk membersihkan sanitiser anda setiap minggu.



- 1 Cabut palam sanitiser.
- 2 Tarik keluar dulang titis. Bilas dulang titisan tersebut dan lapnya dengan bersih menggunakan kain lembap.
- 3 Bersihkan semua permukaan dalam dengan kain lembap.
- 4 Keluarkan skrin pelindung di hadapan mentol cahaya UV.

Untuk mengeluarkan skrin, pegang bahagian tepi bersebelahan dengan pengatup dengan kuat, picit dan tarik keluar skrin pelindung dengan lembut.

- 5 Keluarkan mentol cahaya UV.
Untuk mengeluarkan mentol lampu, pegang dengan kuat dan tariknya keluar dari pengancing logam.
- 6 Bersihkan skrin pelindung dan mentol lampu UV dengan kain lembap.
- 7 Memasukkan semula mentol lampu UV.
Untuk memasukkan semula mentol lampu, sejajarkan bahagian bawah mentol lampu dengan pengancing logam dan tekan mentol ke dalam pengancing.
- 8 Memasukkan semula skrin pelindung.
Untuk memasukkan semula skrin tersebut, sejajarkan penyepit pada skrin dengan lubang pada permukaan memantul berdekatan dengan mentol cahaya UV. Tolak skrin terus masuk ke dalam lubang pada sanitiser.
- 9 Letakkan dulang titis kembali ke dalam pensanitasi UV.

- 10 Selepas pembersihan, pastikan pensanitasi telah kering sepenuhnya sebelum anda membuat sambungan kepada sesalur kuasa.

Penyimpanan

Sekiranya anda tidak akan menggunakan produk untuk tempoh yang lama, cabut palam pengecas daripada alur keluar elektrik, bersihkannya dan simpan di tempat yang dingin dan kering yang jauh dari cahaya matahari.

Penggantian

Gantikan kepala berus Philips Sonicare setiap 3 bulan sekali untuk mencapai hasil yang optimum. Gunakan kepala berus gantian Philips Sonicare sahaja.

Mencari nombor model

Lihat bahagian bawah pemegang berus gigi Philips Sonicare untuk mengetahui nombor model (HX64XX, HX68XX).

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan bateri secara berasingan.
- Mentol lampu UV pada pensanitasi mengandungi merkuri. Jangan buang mentol lampu UV bersama sampah rumah biasa di akhir hayatnya. Serahkan mentol tersebut ke tempat pengumpulan rasmi untuk kitar semula.

Bateri boleh cas semula terbina dalam **hanya boleh dikeluarkan oleh pakar yang berkeelayakan** apabila perkakas dibuang. Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri benar-benar kosong.

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Bateri boleh cas semula terbina dalam **hanya boleh dikeluarkan oleh pakar yang berkeelayakan** apabila perkakas dibuang. Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri benar-benar kosong.

Ambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya apabila anda mengendalikan alat untuk membuka perkakas dan apabila anda membuang bateri boleh cas semula. Pastikan anda melindungi mata, tangan, jari dan permukaan tempat kerja anda.



Apabila mengendalikan bateri, pastikan tangan anda, produk dan bateri sentiasa kering.

Untuk mengelakkan lintar pintas bateri secara tidak sengaja selepas bateri dialih keluar, jangan biarkan terminal bateri bersentuhan dengan objek logam (contohnya syiling, pin rambut, cincin). Jangan balut bateri dalam kerajang aluminium. Tampalkan pita pelekat pada terminal bateri atau letakkan bateri di dalam beg plastik sebelum dibuang.


Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Untuk mengalih keluar bateri boleh dicas, anda perlukan tuala atau kain, tukul dan pemutar skru (standard) kepala rata. Patuhi langkah berjaga-jaga asas semasa anda mengikut prosedur yang digariskan di bawah.


- 1 Untuk menghabiskan apa-apa cas daripada bateri boleh cas semula, tanggalkan pemegang daripada pengecas, hidupan berus gigi dan biarkan ia berjalan sehingga perkakas itu berhenti. Ulangi langkah ini sehingga anda tidak lagi boleh menghidupkan berus gigi itu.
- 2 Tanggalkan dan buang kepala berus. Tutup seluruh pemegang dengan tuala atau kain.
- 3 Pegang bahagian atas pemegang dengan sebelah tangan dan ketuk perumah pemegang 0.5 inci di atas bahagian hujung bawah. Ketuk dengan kukuh menggunakan tukul di keempat-empat sisi untuk mengeluarkan tudung hujung.




Nota: Anda mungkin perlu mengetuk pada hujungnya beberapa kali untuk membuka sambungan ketap bahagian dalam.




- 4 Tanggalkan tudung hujung dari pemegang berus gigi. Jika tudung hujungnya tidak dilepaskan dengan mudah dari perumahannya, ulangi langkah 3 sehingga tudung hujungnya dilepaskan.



- 5 Pegang pemegangnya secara terbalik, kemudian tekan aci ke bawah pada permukaan yang keras. Jika komponen dalamnya tidak dilepaskan dengan mudah dari perumahannya, ulangi langkah 3 sehingga komponen dalamnya dilepaskan.




- 6 Sendalkan pemutar skru di antara bateri dengan bingkai belakang di bahagian bawah komponen dalam. Kemudian umpil pemutar skru dari bateri untuk memecahkan bahagian bawah bingkai belakang.
- 7 Masukkan pemutar skru di antara bahagian bawah bateri dengan bingkai hitam untuk memecahkan tab logam yang menyambung bateri ke papan litar bercetak hijau. Ini akan melepaskan hujung bawah bateri daripada bingkai.



- 8 Pegang bateri dan tarik keluar dari komponen dalam untuk memecahkan tab bateri logam yang kedua.

Awas: Berhati-hati dengan bahagian tepi yang tajam pada tab bateri untuk mengelakkan kecederaan pada jari anda.

- 9 Tutup sesentuh bateri dengan pita untuk mengelakkan sebarang litar pintas elektrik daripada cas bateri sisa.
- Bateri boleh cas semula kini boleh dikitar semula dan bahagian produk yang lain dibuang dengan sewajarnya.



Nota: Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu untuk memelihara persekitaran.

ข้อมูลเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Philips Sonicare!
แปรงสีฟันนี้ช่วยให้คุณจัดตารางพลัดได้ดีเยี่ยม ฟันขาวขึ้น
และเหงือกมีสุขภาพดีขึ้น
ด้วยการใช้เทคโนโลยีโซนิคที่อ่อนโยนร่วมกับการพัฒนาทาง-
คลินิกและคุณสมบัติที่ได้รับการพิสูจน์ของ Sonicare
คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างดีที่สุดทุก-
ครั้ง
คุณสามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมและการลงทะเบียนพลัด
ที่ทันทีที่: www.philips.com/support

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์-
รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม
และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป
การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ
สาหัสได้

คำเตือน

- เก็บแท่นชาร์จและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ให้ห่างจากน้ำ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จและ/หรืออุปกรณ์ฆ่าเชือนั้นแห้ง-
สนิท ก่อนจะเสียบปลั๊กตัวเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จ
USB/เต้ารับบนผนัง

- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
 ปรสากสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
 หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ
 สามารถใช้เครื่องนี้ได้
 หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน-
 ที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
 ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา
 โดยไม่มีการควบคุมดูแล
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่น
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริกคภัณฑ์ของแท้ของ
 Philips ใช้แท้นชาร์จได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์แท้น
 ใช้เฉพาะสาย USB และหน่วยจ่ายไฟ USB ของแท้น
 หากมีมาให้
- เครื่องใช้นี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้
 หากเครื่องเกิดความเสียหาย
 โปรดหยุดใช้งานและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
 คุณ อุปกรณ์ที่มีสายไฟแท้น: หากสายไฟเสียหาย
 ให้เปลี่ยนแท้นชาร์จพร้อมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อใหม่
- ห้ามใช้แท้นชาร์จและ/หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
 ในบริเวณกลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ
 ของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้น เหยือก
 และสินแท้น
- เก็บอุปกรณ์ฆ่าเชื้อให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา
- หยุดใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อถ้าหลอดไฟ UV ติดอยู่เมื่อช่องเปิดอยู่
 แสง UV อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังของมนุษย์
- ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อเมื่อใส่แผ่นป้องกันแท้น

- ห้ามสัมผัสหลอดไฟ UV ของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เมื่อหลอดไฟกำลังร้อน
- หยุดใช้หัวแปรงที่ถูกกดทับหรือมีขนแปรงที่โค้งงอ เปลี่ยนหัวแปรงใหม่ทุก 3 เดือนหรือเร็วกว่านั้นเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมสภาพ
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันมะพร้าว เพราะอาจส่งผลให้ขนแปรงแข็งผิดปกติ

คำแนะนำด้านการแพทย์

- หยุดใช้เครื่องและปรึกษากันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมากเกินไปหลังการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1 สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากคุณเคยผ่านการผ่าตัดเหงือกหรือศัลยกรรมภายในช่องปากในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษากันตแพทย์ก่อนใช้งาน
- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน
- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องนี้
- เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการดำเนินการทางทันตกรรมได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้โดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น

- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึง-
แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม
และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป
การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้
อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคของแท้ของ Philips เท่านั้น ใช้เฉพาะอุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดได้
TCBxxxx, HX6100, HX6110, HX6160 หรือ WAAxxxx
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้
และห้ามให้ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือ-
ความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี
หรือใช้เวลานานผิดปกติ
ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อ Philips
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟหรือบน-
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามเปิด ถัดแปลง เจาะ ทำให้เกิดความเสียหาย
หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่-
ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป
หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย
อย่าทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จไฟเกิน
หรือชาร์จไฟกลับด้าน
- เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้
จำเป็นต้องกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุ สามารถดูข้อมูลได้ในส่วนการรีไซเคิล

- หากแบตเตอรี่เสียหายหรือรั่ว
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที
และไปพบแพทย์
- เมื่อคุณจัดการกับแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
ผลิตภัณฑ์ และแบตเตอรี่แห้ง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจหลังการ
ถอด อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น
เหรียญ ที่หนีบผม แหวน)
อย่าห่อแบตเตอรี่ด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียม
ติดเทปขั้วแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกก่อนทิ้ง
- ชาร์จไฟและใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิระหว่าง 0 °C ถึง 40 °C
(32 °F และ 104 °F)

สภาพแวดล้อมการจัดเก็บและการขนส่ง

อุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C (14 °F ถึง 140 °F)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips

เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง-
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อกำหนดอุปกรณ์วิทยุ

Philips ขอประกาศ ณ

ที่นี่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์คลื่นวิทยุ (Bluetooth,
NFC) สอดคล้องกับข้อกำหนด 2014/53/EU

- อินเทอร์เฟซความถี่คลื่นวิทยุ Bluetooth
ในผลิตภัณฑ์ทำงานในช่วงความถี่ 2.4 GHz
- อุปกรณ์ Bluetooth นี้ส่งกำลังสูงสุดที่ 3 dBm

- อินเทอร์เฟซความถี่คลื่นวิทยุ NFC
ในผลิตภัณฑ์ทำงานในช่วงความถี่ 13.56 MHz

- อุปกรณ์นี้ส่งกำลัง RF สูงสุดที่ 30.16dBm


ข้อความเกี่ยวกับประกาศเรื่องความสอดคล้องกับ EU
ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:

www.philips.com/support

หมายเหตุ: คุณสมบัติของแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป
บางรุ่นอาจไม่มี Bluetooth หรือ NFC

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์:

อ่านคู่มือผู้ใช้



ส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถอดออกได้: "xxxxxx"

ระบุหมายเลขรุ่นของแท่นชาร์จที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

แปรงสีฟันไฟฟ้า ProtectiveClean

ใช้สำหรับขัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดแน่นออกจากฟัน
เพื่อลดฟันผุ พร้อมทั้งปรับปรุงและรักษาสุขภาพช่องปาก

แปรงสีฟันไฟฟ้า ProtectiveClean

ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานแบบส่วนตัว

การใช้งานของเด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

Philips Sonicare ของคุณ (รูปที่ 1)

1 ด้ามจับ


- 2 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 3 ปุ่มโหมด
- 4 สัญญาณไฟแสดงโหมด
- 5 ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง
- 6 สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่

อุปกรณ์เสริม:

- 7 ฝาหัวแปรง
- 8 หัวแปรงอัจฉริยะ
- 9 แก่นชาร์จ
- 10 กล่องบรรจุพกพา
- 11 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และแก่นชาร์จ

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

เริ่มใช้งาน



- 1 จัดตำแหน่งหัวแปรงให้ปลายขนแปรงหันไปทิศทางเดียวกับด้านหน้าของ ด้ามจับ

- 2 กดหัวแปรงลงบนแท่นโลหะอย่างแน่นหนาจนกว่าจะกดต่อไม่ได้อีก

หมายเหตุ:


เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างหัวแปรงและแท่นจับ

การใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณ


หากคุณกำลังใช้แปรงสีฟัน Sonicare เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกสั่นสะเทือนมากกว่าเมื่อใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้ครั้งแรกจะใช้แรงกดมากเกินไป

ใช้แรงกดเบา ๆ และปล่อยให้แปรงสีฟันแปรงฟันให้คุณ
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในการแปรงฟันด้านล่างเพื่อประ-
 การณ์ที่ดีที่สุด แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare
 รุ่นใหม่นี้มาพร้อมคุณสมบัติ EasyStart
 ที่เปิดใช้งานเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปรงสีฟันของคุณ
 คุณสมบัตินี้จะค่อยๆ เพิ่มพลังแรงขึ้นในระหว่างการแปรงฟัน
 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุณปรับการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟัน
 Philips Sonicare

คำแนะนำในการแปรงฟัน




- 1 ทำให้ขนแปรงเปียกและใส่ยาสีฟันเล็กน้อย




- 2 วางแปรงให้ขนแปรงทำมุมเอียงกับฟันเล็กน้อย (45 องศา)
 กดแปรงเพื่อให้ขนแปรงเข้าถึงขอบเหงือก
 หรืออยู่ใต้ขอบเหงือกเล็กน้อย

หมายเหตุ:

รักษาให้ส่วนกลางของแปรงสัมผัสกับฟันอยู่ตลอดเวลา




- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดสวิตช์ Philips Sonicare



- 4 วางขนแปรงเบาๆ บนฟันและแนวเหงือก แปรงฟันด้วยการเคลื่อนไหวเข้าและออกเล็กน้อยเพื่อให้ขนแปรงเข้าถึงซอกฟัน เคลื่อนไหวในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดรอบการแปรงฟัน

หมายเหตุ: ขนแปรงควรบานออกเล็กน้อย
ไม่แนะนำให้แปรงเหมือนที่คุณทำกับแปรงสีฟันธรรมดา


หมายเหตุ: หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป
คุณจะได้รับอาการเหงือกอักเสบโดยการเปลี่ยนแปลงในการสัมผัส-
ก้องของด้ามจับและการเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงเป็นสีเหลือง-
กะพริบ



- 5 ในการทำความสะอาดด้านในของฟันหน้า ให้เอียงด้ามแปรงจับแบบกึ่งตั้งขึ้น และแปรงลงในแนวตั้งซ้ำกันหลายๆ ครั้งทีละซี่
- 6 หลังจากแปรงฟันเสร็จ
คุณสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อแปรงฟันผิวดของฟันที่ใช้บดเคี้ยวและฟันที่ที่มีรอยคราบเกิดขึ้น
คุณยังสามารถแปรงลิ้นของคุณโดยเปิดหรือปิดแปรงสีฟันได้ตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: แปรงสีฟัน Philips Sonicare
ของคุณปลอดภัยที่จะใช้กับเครื่องมือจัดฟัน
(หัวแปรงจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือจัดฟัน)
และการบูรณะฟัน (อุดฟัน ครอบฟัน และวีเนียร์)
หากยึดติดอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย


QuadPacer



เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแปรงฟันได้ทั่วถึง
ให้แบ่งพื้นที่ในช่องปากของคุณออกเป็น 4
ส่วนโดยใช้คุณสมบัติ QuadPacer QuadPacer
แบ่งเวลาการแปรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
และระบุว่าเมื่อใดที่คุณควรย้ายไปยังพื้นที่ถัดไป ช่วงต่าง ๆ
จะระบุด้วยการหยุดชั่วขณะชั่วขณะในการสั่นสะเทือน
แปรงสีฟันจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซชันการแปรงฟัน
หมายเหตุ: อาจมีการเพิ่มเวลาเพิ่มเติมเมื่อคุณใช้โหมด White
หรือ Gum Care

โหมด

แปรงสีฟันไฟฟ้าของคุณมีโหมดการใช้งานที่แตกต่างกันถึง 3
โหมด: Clean, White และ Gum Care (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
หากต้องการเปลี่ยนโหมด
ให้กดปุ่มโหมดขณะที่แปรงสีฟันปิดเครื่องอยู่

	Clean	White	Gum Care
ประโยชน์	เพื่อความสะอาดเป็นพิเศษในทุกวัน	ขจัดคราบบนฟันผิวฟัน	นวดเหงือกอย่างนุ่มนวล
เวลาแปรงฟันทั้งหมด	2 นาที	2 นาที 30 วินาที	3 นาที
วิธีการแปรงฟัน	แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 30 วินาที	แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 30 วินาที	แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 30 วินาที
		 จากนั้นแปรงส่วนที่ 5 และ 6 ส่วนละ 15 วินาทีก็เพื่อเพิ่มความเงางามและขัดฟันหน้าของคุณ 	 จากนั้นแปรงส่วนที่ 5, 6, 7 และ 8 ส่วนละ 15 วินาทีเพื่อกระตุ้นและนวดเหงือกของคุณอย่างนุ่มนวล 

เทคโนโลยี BrushSync



เทคโนโลยี BrushSync

ช่วยให้หัวแปรงของคุณสื่อสารกับที่จับของคุณโดยใช้ไมโครชิป สัญลักษณ์ ☺

ที่ด้านล่างหัวแปรงจะระบุว่าเป็นหัวแปรงมาพร้อมเทคโนโลยีนี้ เทคโนโลยี BrushSync ช่วยให้:

- ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง

Philips Sonicare ให้หัวแปรงอัจฉริยะที่หลากหลาย พร้อมด้วยเทคโนโลยี BrushSync

หากต้องการสำรวจหัวแปรงแปรงสีฟันทั้งหมดของเรา และค้นหาหัวแปรงที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ให้ไปที่


www.philips.com/toothbrush-heads

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

- การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด
- Quadpacer
- ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง
- EasyStart
- SmarTimer

การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด



แปรงสีฟัน Sonicare วัดแรงกดที่คุณใช้ในขณะแปรงฟัน เพื่อปกป้องเหงือกและฟันของคุณจากความเสียหาย หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป ด้ามจับจะเปลี่ยนการสั่น และไอคอนเตือนการเปลี่ยนหัวแปรงจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพันจนกว่าคุณจะลดแรงกดลง

หมายเหตุ:

ผลิตภัณฑ์ของคุณมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แรงกดที่เปิดใช้งาน

วิธีปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้. (ดู
"การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ")

Quadpacer

QuadPacer

เป็นตัวจับเวลาแบบเว้นช่วงเวลาซึ่งช่วยให้คุณปร่งทั่วปากอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งปากของคุณออกเป็น 4 ส่วน (ดู
"คำแนะนำในการปร่งฟัน")

ตัวบอกการเปลี่ยนหัวปร่ง


Philips Sonicare ของคุณมาพร้อมกับเทคโนโลยี BrushSync ที่ติดตามการสึกหรอของหัวปร่ง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับหัวปร่งอัจฉริยะของ Philips Sonicare ที่มีเทคโนโลยี BrushSync เท่านั้น

- 1 เมื่อคุณติดหัวปร่งอัจฉริยะตัวใหม่เป็นครั้งแรก
ที่จะรับรู้ว่าคุณมีหัวปร่งของ Philips ที่มีเทคโนโลยี
BrushSync และเริ่มติดตามการสึกหรอของหัวปร่ง
- 2 เมื่อเวลาผ่านไป
ตามแรงกดที่คุณใช้และเวลาทั้งหมดที่ใช้หัวปร่ง
ที่จะจะติดตามการสึกหรอของหัวปร่งเพื่อกำหนดเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนหัวปร่งของคุณ
คุณสมบัตินี้รับประกันการทำความสะอาดและดูแลฟันของ
คุณได้ดีที่สุด
- 3 เมื่อไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวปร่งเป็นสีแดง
คุณควรเปลี่ยนหัวปร่ง

หัวปร่งอัจฉริยะทุกรุ่นมาพร้อมคุณสมบัตินี้การแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหัวปร่งก็เปิดใช้งานอยู่แล้ว

หากต้องการปิดใช้งานสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวปร่ง ให้ดูที่
'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'



EasyStart

Philips Sonicare รุ่นนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ EasyStart ที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว คุณสมบัต EasyStart จะเพิ่มพลังอย่างนุ่มนวลในการแปรง 14 ครั้งแรก เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการแปรงฟันด้วย Philips Sonicare

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เมื่อใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ในการศึกษาทางคลินิก ต้องใช้ในโหมด Clean ที่ความแรงสูงโดยที่ด้ามจับต้องชาร์จเต็มแล้วและปิดใช้งานคุณสมบัต EasyStart

วิธีปิดใช้งาน EasyStart (ดู "การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตต่างๆ")

SmarTimer

SmarTimer

บ่งชี้ว่ารอบการแปรงฟันของคุณเสร็จสมบูรณ์โดยการปิดแปรงสีฟันโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการแปรงฟัน ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีวันละสองครั้ง

หมายเหตุ:

หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดหลังจากที่คุณเริ่มรอบการแปรงฟัน แปรงสีฟันจะหยุดชั่วคราว หลังจากหยุดชั่วคราว 30 วินาที SmarTimer จะรีเซ็ต

การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตต่างๆ

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตต่อไปนี้ของแปรงสีฟันได้:


- EasyStart
- ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง

- การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด

หมายเหตุ:

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงได้ก็ต่อเมื่อหัวแปรงอัจฉริยะอยู่บนที่จับเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: วางด้ามจับบนแท่นชาร์จที่สียบปลั๊กไฟอยู่



ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สำหรับ:

EasyStart	ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง	การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด
สูงสุด 3 วินาที	สูงสุด 5 วินาที	สูงสุด 7 วินาที
↓	↓	↓

ขั้นตอนที่ 3: ปลดปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อคุณได้ยิน:

เสียงบี๊พ 1 ครั้ง	เสียงบี๊พ 1 ครั้งและ 2 ครั้ง	เสียงบี๊พ 1 ครั้ง 2 ครั้งและ 3 ครั้ง
↓	↓	↓



หากคุณเห็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงกะพริบเป็นสีเขียว 2 ครั้งและได้ยินเสียง 3 ระดับจากเบาแล้วดังขึ้น แสดงว่าได้เปิดใช้คุณสมบัตินี้แล้ว

หรือ



หากคุณเห็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง
จะพริบเป็นสีเหลือง 1 ครั้งและได้ยินเสียง 3 ระดับจากดังไปเบา
แสดงว่าได้ปิดใช้คุณสมบัตินี้แล้ว

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

คุณสามารถทำความสะอาดหัวแปรงของคุณทุกครั้งหลังใช้งาน


ถอดปลั๊กอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

หยุดการใช้งานและติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าหาก:

- หลอดไฟ UV ติดอยู่เมื่อช่องเปิดอยู่
- หน้าต่างแตกหักหรือสูญหายจากอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
- อุปกรณ์ฆ่าเชื้อส่งควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ออกมาขณะทำงาน

หมายเหตุ: แสง UV

อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังของมนุษย์
ควรเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็กตลอดเวลา




- 1 หลังการแปรงฟัน ให้ล้างหัวแปรงและเขย้าน้ำที่ค้างอยู่ออก

คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบหัวแปรงไม่ได้อยู่บนหัวแปรงในขณะที่กำลังทำความสะอาดหัวแปรงในอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ



- 2 วางนิ้วของคุณในส่วนเว้าสำหรับช่องด้านบนของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และดึงเปิดช่อง



- 3 วางหัวแปรงลงบนหนึ่งใน 2 ตะขोในอุปกรณ์ชาร์จ โดยหันขนแปรงเข้าหาหลอดไฟ

หมายเหตุ: ทำความสะอาดเฉพาะหัวแปรง Philips Sonicare ในอุปกรณ์ชาร์จ

หมายเหตุ: ห้ามล้างทำความสะอาดหัวแปรง Philips Sonicare for Kids ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ

- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ชาร์จเสียบอยู่กับเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม


- 5 ปิดช่องและกดปุ่มเปิด/ปิดสวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเลือกรอบการทำความสะอาด UV

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดสวิตช์อุปกรณ์ชาร์จได้ หากปิดช่องสนิทแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์ชาร์จจะหยุดทำงาน หากคุณเปิดช่องระหว่างรอบการชาร์จ

หมายเหตุ: อุปกรณ์ชาร์จจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นจะปิดโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ชาร์จอยู่ในการใช้งานเมื่อสัญญาณไฟสว่างขึ้นผ่านทางช่องหน้าต่าง



การชาร์จและสถานะแบตเตอรี่

แปรงสีฟัน Philips Sonicare

นี้ได้รับการออกแบบมาให้แปรงอย่างน้อย 28 ครั้ง

โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 นาที (14 วันหากใช้วันละสองครั้ง)

ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม


ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อคุณแปรง

ฟันครบ 2 นาที เมื่อคุณหยุดแปรงสีฟันชั่วคราว

หรือขณะกำลังชาร์จ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก แต่คุณสามารถใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ได้ก่อนที่จะชาร์จจนเต็ม

การชาร์จ



การชาร์จไฟด้วยแท่นชาร์จหรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

- 1 เสียบปลั๊กแท่นชาร์จหรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- 2 วางด้ามจับบนแท่นชาร์จหรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
 - ด้ามจับจะส่งเสียงบี๊ฟ 2 ครั้งสั้น ๆ เพื่อยืนยันว่าการวางด้ามจับถูกต้อง
 - การกะพริบแสงของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แสดงว่าแปรงสีฟันกำลังชาร์จ
 - เมื่อด้ามจับชาร์จไฟเต็มแล้วบนแท่นชาร์จไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีเขียวส่องสว่างเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นไฟจะดับลง

สถานะแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่

(ด้ามจับอยู่บนแท่นชาร์จก็เสียบปลั๊กไฟอยู่)

เมื่อวางด้ามจับไว้บนแท่นชาร์จ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงระดับแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่	สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่
การชาร์จ	กะพริบเป็นสีเขียว
เต็ม	สีเขียวนาน 30 วินาทีแล้วดับลง

สถานะแบตเตอรี่ (เมื่อด้ามจับไม่ได้อยู่บนที่ชาร์จ)

เมื่อแปรงสีฟันตื่น

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของที่จับจะแสดงระดับแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่	สัญญาณไฟแสดงแบตเตอรี่	เสียง
เต็ม	สีเขียวสองสว่าง	-
เต็มบางส่วน	กะพริบเป็นสีเขียว	-
ต่ำ	กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน	ด้ามจับส่งเสียงบีพ 3 ครั้งหลังจากการแปรงฟัน
ว่าง	กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน	ด้ามจับส่งเสียงบีพ 5 ครั้ง 2 ชุดหลังจากการแปรงฟัน

หมายเหตุ: เพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะปิดเมื่อไม่ใช้งาน

หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่หมด แปรงสีฟันจะปิด


วางแปรงสีฟันบนเครื่องชาร์จเพื่อชาร์จ

หมายเหตุ: หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา

คุณอาจเก็บแปรงสีฟันไว้บนที่ชาร์จเมื่อไม่ใช้งาน

การทำความสะดวก

ด้ามแปรงสีฟัน




- 1 ถอดหัวแปรงและล้างทำความสะอาดบริเวณด้ามโลหะด้วยน้ำอุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล้างคราบยาสีฟันที่ตกค้างอยู่ออกจนหมดแล้ว

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วัตถุมีคมกดที่ซิลยางบนด้ามเหล็ก เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของด้ามจับด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- หมายเหตุ: ห้ามเคาะด้ามจับบนอ่างน้ำเพื่อจัดน้ำส่วนเกิน

หัวแปรง



- 1 ล้างทำความสะอาดหัวแปรง และขนแปรงหลังการใช้ทุกครั้ง
 - 2 นำหัวแปรงออกจากด้ามจับและล้างอุปกรณ์เชื่อมต่อหัวแปรงด้วยน้ำอุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
- ล้างฝาครอบปิดแบบพกพาบ่อยเท่าที่จำเป็น

แท่นชาร์จ

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนทำความสะอาด
- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของเครื่องชาร์จด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

กล่องเก็บสำหรับเดินทาง

ล้างด้วยน้ำอุ่นและใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
เพื่อทำความสะอาดภายในกล่องเก็บสำหรับเดินทาง

การทำความสะอาดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ



คำเตือน:

ห้ามจุ่มอุปกรณ์ฆ่าเชื้อลงในน้ำหรือเปิดน้ำก๊อกไหลผ่านเครื่อง

คำเตือน: ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเมื่อหลอดไฟ UV กำลังร้อน

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์



- 1 ถอดปลั๊กอุปกรณ์ฆ่าเชื้อออก
- 2 ดึงถาดรองน้ำออกมา ดึงถาดรองน้ำหยดออกมาตรงๆ
ล้างถาดรองน้ำหยด
และเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด
- 3 ทำความสะอาดผิวด้านในทั้งหมดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด
- 4 ถอดแผ่นป้องกันด้านหน้าของหลอดไฟ UV ออก
ในการถอดแผ่นป้องกัน ให้จับที่ขอบติดกับหัว แล้วค่อยๆ
บิดและดึงแผ่นป้องกันออก
- 5 ถอดหลอดไฟ UV ออก
ในการถอดหลอดไฟ
ให้จับและดึงหลอดไฟออกจากฝาครอบโลหะ
- 6 ทำความสะอาดแผ่นป้องกันและหลอดไฟ UV
ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด
- 7 ใส่หลอดไฟ UV อีกครั้ง
ในการใส่หลอดไฟอีกครั้ง
ให้จัดวางตำแหน่งด้านล่างของหลอดไฟให้ตรงกับฝาครอบโลหะ และดันหลอดไฟเข้าไปในฝาครอบ
- 8 ใส่แผ่นป้องกันอีกครั้ง

- ในการใส่แผ่นป้องกันอีกครั้ง
ให้จัดวางตำแหน่งตะขอให้ตรงกับช่องว่างบนบนพื้นผิวสะท้อนแสงใกล้กับหลอดไฟ UV
ด้านเป็นแนวตรงเข้าไปในช่องว่างบนอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
- 9 วางถาดรองน้ำกลับเข้าไปในอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
- 10 หลังจากทำความสะอาดแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแห้งสนิทก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับสายไฟ

การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น
และห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด

การเปลี่ยนอะไหล่

เปลี่ยนหัวแปรง Philips Sonicare ทุกๆ 3
เดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การแปรงฟันที่ดีที่สุด
ใช้เฉพาะหัวแปรงสำหรับเปลี่ยน Philips Sonicare เท่านั้น

ค้นหาหมายเลขรุ่น

ดูหมายเลขรุ่น (HX64XX, HX68XX)
ที่ด้านล่างของด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า
คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไปทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกพ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
- หลอดไฟ UV ของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อมีส่วนผสมของสารปรอท
ห้ามทิ้งหลอดไฟ UV
ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว
ควรนำไปยังจุดที่รวบรวมขยะประเภทนี้เพื่อการรีไซเคิล

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ในตัว**ต้องถอดออกโดยผู้เชี่ยวชาญ**
ก็ผ่านการรับรองเท่านั้นเมื่อทำการทิ้งเครื่อง
ก่อนถอดแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมด

การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ในตัว**ต้องถอดออกโดยผู้เชี่ยวชาญ**
ก็ผ่านการรับรองเท่านั้นเมื่อทำการทิ้งเครื่อง
ก่อนถอดแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมด

ใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อคุณใช้เค
รื่องมือในการเปิดเครื่องและเมื่อคุณทิ้งแบตเตอรี่แบบชา
ร์จใหม่ได้ อย่าสัมผัสกับดวงตา มือ นิ้วมือ
และพื้นผิวที่คุณทำงาน

เมื่อคุณจัดการกับแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือ
ผลิตภัณฑ์ และแบตเตอรี่แห้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ลัดวงจรหลังจากถอดออกโ
ดยไม่ได้ตั้งใจ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ

(เช่น เหยี่ยว กิ้งก่าบิน ผีเสื้อ)

อย่าห่อแบตเตอรี่ด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียม

ติดเทปขาวแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกก่อน
ทิ้ง

การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้

ในการถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออก

คุณต้องใช้ผ้าเช็ดมือหรือผ้าทัวไป ค้อน และไขควงปากแบน
(แบบมาตรฐาน)

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเมื่อคุณ
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1 เมื่อต้องการปล่อยประจุแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้

ให้ถอดด้ามจับออกจากแท่นชาร์จ

เปิดใช้งานแปรงสีฟันและปล่อยให้อุปกรณ์ทำงานจนกว่าเค-
รื่องจะหยุด

ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานแปรงสีฟัน
ได้อีก

2 ถอดหัวแปรงทิ้ง


หุ้มด้ามจับทั้งด้ามด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าทัวไป




3 กดด้านบนสุดของด้ามจับค้างไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง


และกะเทาะที่ตัวด้ามจับเหนือส่วนท้ายของด้ามจับประมาณ
0.5 นิ้ว กะเทาะด้วยค้อนแรงๆ ทุบ 4 ด้าน

เพื่อนำฝาครอบออก







หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้แรงตอกส่วนท้ายหลายครั้ง เพื่อแยกการเชื่อมต่อที่ติดแน่นภายใน



- 4 ถอดฝาครอบออกจากด้ามจับและปรังสีพื้น
หากฝาครอบด้ามจับยังไม่หลุดออกจากตัวเครื่องอย่างง่ายดาย ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าฝาครอบจะหลุดออก




- 5 กลับหัวด้ามจับลง แล้วให้กดส่วนแหลมลงบนพื้นแข็ง
หากส่วนประกอบภายในยังไม่หลุดออกอย่างง่ายดายจากตัวเครื่อง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าส่วนประกอบภายในจะหลุดออก




- 6 ใช้ไขควงจัดระหว่างแบตเตอรี่และกรอบสีดำที่ด้านล่างของส่วนประกอบภายใน
จากนั้นจัดไขควงออกจากตัวแบตเตอรี่เพื่อทำลายส่วนล่างของกรอบสีดำ
- 7 สอดไขควงเข้าไปที่ระหว่างส่วนล่างของแบตเตอรี่และกรอบสีดำ

เพื่อทำลายแถบโลหะที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับแผงวงจรสีเขียว
การทำเช่นนี้จะปลดล็อคส่วนล่างสุดของแบตเตอรี่ออกจากกรอบได้



- 8 จับแบตเตอรี่แล้วดึงออกจากส่วนประกอบภายใน
เพื่อทำลายแถบโลหะชั้นที่สองของแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ระวังแรงดันของแบตเตอรี่
เพื่อไม่ให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ



9 พันแบตเตอรี่ด้วยเทปขาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากกระแสไฟที่ตกค้างในแบตเตอรี่

ตอนนี้แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และนำชิ้นส่วนอื่นของเครื่องไปทิ้ง อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยให้ทิ้งในจุดรวบรวมขยะประเภทนี้เพื่อการรีไซเคิล การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

소개

필립스 소닉케어의 가족이 되신 것을 환영합니다!
이 칫솔을 사용하면 플라그를 탁월하게 제거하고 치아 착색을 방지하며 건강한 잇몸을 얻을 수 있습니다. 부드러운 음파 기술과 임상적으로 개발 및 검증된 기능이 결합된 소닉케어를 사용하면 매번 최적의 세정 효과를 얻을 수 있습니다.

추가 지원 및 제품 등록은

www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다

중요 안전 지침

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

경고

- 충전기와 자외선 살균기는 물이 있는 곳을 피해서 보관하십시오.
- 세척한 경우 충전기 및/또는 살균기를 완전히 건조시킨 다음에 다시 USB 충전기/벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 본 장비를 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 또한 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 제공되는 경우 원래 USB 케이블 및 USB 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 본 제품에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 제품에 손상된 부분이 있으면 사용을 중단하고 해당 국가의 고객 상담실에 문의하십시오. 코드가 있는 기기만 해당: 코드가 손상된 경우 충전기 및/또는 살균기를 새 제품으로 교체하십시오.
- 충전기 및 자외선 살균기를 실외 또는 가열된 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.

- 본 제품은 치아, 잇몸, 혀만을 세정하기 위한 용도로 설계되었습니다.
- 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 살균기 문을 열었을 때 UV 전구가 켜진 상태인 경우 살균기 사용을 중단하십시오. 자외선의 빛은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다.
- 보호 스크린 없이 살균기를 작동하지 마십시오.
- 자외선 살균기의 UV 전구가 뜨거울 때는 만지지 마십시오.
- 칫솔모의 모가 눅거나 휘면 사용을 중단하십시오. 3개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.
- 에센셜 오일 또는 코코넛 오일이 함유된 제품과 직접적으로 닿지 않도록 하십시오. 닿을 경우 칫솔모가 빠질 수 있습니다.

의료 경고

- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이 지나도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 사용하십시오.
- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.

배터리 안전 지침

- 본 제품에 사용된 배터리는 기술자만 제거할 수 있습니다.
- 본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 및 소모품만 사용하십시오. 반드시 분리형 전원 공급 장치 TCBxxxx, HX6100, HX6110, HX6160 또는 WAAxxxx를 사용하십시오.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 제품과 배터리를 전자레인지에 넣거나 또는 인덕션 위에 올리지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.
- 본 제품에는 교체 불가형 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리 수명이 다한 경우 제품은 적절한 방법으로 폐기해야 합니다. 재활용에 관한 섹션을 참조하세요.
- 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 행구고 치료를 받으십시오.
- 배터리를 다룰 때는 손, 제품 및 배터리가 물기가 없는 건조한 상태인지 확인하십시오.
- 배터리를 분리한 후 실수로 배터리가 단락되는 것을 방지하려면 배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀, 고리)에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 호일로 포장하지 마십시오. 배터리 단자를 테이프를 붙이거나 비닐 봉지에 배터리를 넣은 후에 폐기하십시오.
- 제품은 0°C~40°C(32°F~104 °F) 사이의 온도에서 충전 및 사용하는 것이 좋습니다.

보관 및 운송 조건

온도 -10°C~60°C(14 °F~140 °F).

EMF (전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

무선 장비 지침

필립스의 무선 장비 유형(Bluetooth, NFC)이 장착된 전동 칫솔은 Directive 2014/53/EU를 준수합니다.

- 해당 제품의 Bluetooth 무선 주파수 인터페이스는 2.4GHz에서 작동합니다.
- Bluetooth 제품의 최대 출력은 3dBm입니다.
- 해당 제품의 NFC 무선 주파수 인터페이스는 13.56MHz에서 작동합니다.
- 제품에서 전송되는 최대 RF 출력은 30.16dBm입니다.

EU 적합성 선언의 전문을 볼 수 있는 인터넷 주소:

www.philips.com/support

참고: 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 일부 모델에는 Bluetooth 또는 NFC가 장착되지 않을 수도 있습니다.

제품에 다음과 같은 기호가 나타날 수 있습니다.

사용 설명서를 읽으십시오.



XXXXXX

분리형 전원 공급 장치 부품: "xxxxxx"는 사용할 승인된 충전기의 모델 번호를 나타냅니다.

용도

프로텍티브클린 전동칫솔은 치아에 붙어있는 플라그 및 음식 잔여물을 제거하여 충치를 줄이고 구강 건강을 개선 및 유지합니다. 프로텍티브클린 전동칫솔은 개인 사용 용도 제품입니다. 어린이는 성인의 감독 하에 제품을 사용해야 합니다.

필립스 소닉케어(그림 1.)


- 1 손잡이
- 2 전원 버튼
- 3 모드 버튼
- 4 모드 표시등
- 5 칫솔모 교체 알림
- 6 배터리 표시등
- 7 칫솔모 캡

액세서리:

- 8 스마트 칫솔모
- 9 충전대
- 10 여행용 케이스
- 11 자외선 살균기 및 충전기

참고: 제품과 함께 제공되는 액세서리는 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.

시작하기



- 1 칫솔모가 핸들 앞부분을 향하도록 맞춥니다.

- 2 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 움직이지 않도록 고정시킵니다.

참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 생기는 것은 정상입니다.


필립스 소닉케어 칫솔 사용

소닉케어 칫솔을 처음 사용하는 경우 일반 칫솔을 사용할 때보다 더 강한 진동을 느끼는 것은 정상입니다. 사용자가 처음 사용할 때 지나치게 압력을 가하는 경우가 많습니다. 손에 힘을 빼고 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 최상의 사용 경험을 위해 아래의 양치질 방법을 따르십시오. 새로운 소닉케어 칫솔로 바꾸는 데 도움이 되도록 이지스타트 기능이 활성화된 상태로 제공됩니다. 이 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 출력을 높여서 필립스 소닉케어 칫솔을 이용한 양치질에 적응하도록 도와줍니다.

양치질 방법




- 1 칫솔모를 물로 적신 후 소량의 치약을 바릅니다.




- 2 칫솔모를 잇몸에 45도 정도로 살짝 비스듬하게 올려 놓고 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 누릅니다.

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.




- 3 전원 버튼을 눌러 필립스 소닉케어를 켭니다.



- 4 치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다. 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다. 이 방식으로 치아 전체를 닦습니다.

참고: 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야 합니다. 수동 칫솔로 닦는 것처럼 문지르지 않는 것이 좋습니다.

참고: 너무 많이 압력을 가하면 핸들의 진동이 변하고 칫솔모 교체 알림이 황색으로 깜박거리어 이를 알려줍니다.



- 5 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 핸들을 수직 상태에서 살짝 기울인 후 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 양치질을 합니다.

- 6 양치질이 모두 끝나면 치아의 씹는 면과 착색이 있는 부위를 추가로 닦습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다.

참고: 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있음) 및 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)이 제대로 부착되어 있는 경우 필립스 소닉케어 칫솔을 사용해도 안전합니다.

퀵드페이서






입 안을 골고루 양치할 수 있도록 퀵드페이서 기능을 사용하여 입안을 4구간으로 나누십시오. 퀵드페이서는 양치질 시간을 6개의 동일한 구간으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 알려줍니다. 각 구간은 진동이 잠시 일시 정지 되는 것을 통해 알 수 있습니다. 양치질이 완료되면 칫솔이 자동으로 멈춥니다.

참고: White 또는 Gum Care 모드를 사용할 때 시간을 추가할 수 있습니다.

모드

전동칫솔에는 Clean, White+, Gum Care(특정 모델만 해당)
등 최대 3가지 모드가 있습니다. 모드를 변경하려면 칫솔
전원이 꺼진 상태에서 모드 버튼을 누릅니다.

	Clean	White	Gum Care
기능	일상적인 치아 청결 목적	표면 착색 제거	잇몸을 부드럽게 마사지
총 양치질 시간	2분	2분 30초	3분
양치질 방법	각 구간을 30초 간 칫솔질합니다. 	각 구간 30초 간 칫솔질  그런 다음 앞니를 환하고 빛나게 만들기 위해 5번과 6번 구간을 각각 15초간 솔질합니다. 	각 구간 30초 간 칫솔질  그런 다음 잇몸을 부드럽게 자극하고 마사지하기 위해 5번, 6번, 7번 및 8번 구간을 각각 15초간 솔질합니다. 

BrushSync 기술



BrushSync 기술을 통해 칫솔모가 마이크로칩으로 핸들과 통신할 수 있습니다. 칫솔모 하단의  기호는 칫솔모에 이 기술이 적용되어 있음을 표시합니다.

BrushSync 기술을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 칫솔모 교체 알림


필립스 소닉케어는 BrushSync 기술이 적용된 다양한 스마트 칫솔모를 제공합니다. 필립스의 모든 칫솔모 제품군을 살펴보고 자신에게 가장 적합한 칫솔모를 찾으려면

www.philips.com/toothbrush-heads에서 자세한 내용을 확인하십시오.

기능

- 압력 센서 피드백
- 퀵드페이서
- 칫솔모 교체 알림
- 이지스타트
- 스마트타이머

압력 센서 피드백



소닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 손상으로부터 보호하기 위해 양치하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다.

과도한 압력을 가하면 핸들의 진동이 변하고 압력을 줄일 때까지 칫솔모 교체 알림 아이콘이 황색으로 깜박입니다.

참고: 제품에는 압력 센서 기능이 설정되어 있습니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

퀵드페이서


퀵드페이서는 입 안을 4개 구간으로 나누어 입안을 골고루 양치할 수 있도록 도와주는 간격 타이머입니다.

칫솔모 교체 알림

필립스 소닉케어에는 칫솔모의 마모를 추적하는 BrushSync 기술이 있습니다.

참고: 이 기능은 BrushSync 기술이 적용된 필립스 소닉케어 스마트 칫솔모에서만 사용할 수 있습니다.

- 1 새 스마트 칫솔모를 처음으로 부착하게 되면 핸들에서 BrushSync 기술이 적용된 필립스 칫솔모를 인식해 칫솔모 마모 상태를 추적합니다.
- 2 시간에 걸쳐 가해지는 압력과 칫솔모를 사용한 총 시간에 따라 핸들이 칫솔모 마모를 추적하여 최적의 칫솔모 교체 시기를 결정합니다. 이 기능은 탁월한 세정 효과와 최적의 치아 관리에 효과적입니다.
- 3 칫솔모 교체 알림 표시등이 황색으로 켜지면 칫솔모를 교체해야 합니다.



모든 스마트 칫솔모는 칫솔모 교체 알림 기능이 설정되어 제공됩니다. 칫솔모 교체 알림을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

이지스타트

본 필립스 소닉케어 모델은 이지스타트 기능이 설정되어 제공됩니다. 이지스타트 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 전원을 높여 필립스 소닉케어를 이용한 칫솔질에 익숙해지도록 도와줍니다.

주의 사항

임상 연구에 필립스 소닉케어 칫솔을 사용할 때는 핸들을 완전히 충전하고 이지스타트 기능을 해제한 상태에서 높은 강도 Clean 모드로 사용해야 합니다.

이지스타트 (보기 "기능 설정 또는 해제") 기능을 해제하려면.

스마트 타이머

스마트 타이머는 칫솔질 종료 시에 칫솔의 전원이 자동으로 꺼져 칫솔질 완료로 알립니다.

치과 전문의는 하루에 두 번씩 2분 이상 칫솔질 하는 것을 권장합니다.

참고: 칫솔질을 시작한 다음 전원 버튼을 누르면 칫솔이 일시 중지됩니다. 30초간 중지된 후 스마트 타이머가 초기화됩니다.

기능 설정 또는 해제

칫솔의 다음 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 이지스타트
- 칫솔모 교체 알림
- 압력 센서 피드백

참고: 스마트 칫솔모가 핸들에 있을 때만 칫솔모 교체 알림을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

1단계: 전원이 연결된 충전 스탠드에 핸들을 꽂습니다.



2단계: 전원 버튼을 다음 시간 동안 길게 누릅니다.

이지스타트

칫솔모 교체 알림

압력 센서 피드백

최대 3초

최대 5초

최대 7초



3단계: 신호음을 들으면 전원 버튼에서 손을 뗍니다.

신호음 1회

신호음 1회 후 2회

신호음 1회, 2회 후 3회



배터리 표시등과 칫솔모 교체 표시등이 녹색으로 2회 깜박이고 낮은 신호음부터 높은 신호음까지 3회 들리면 기능이 설정된 것입니다.

또는



배터리 표시등과 칫솔모 교체 표시등이 주황색으로 1회 깜박이고, 높은 신호음부터 낮은 신호음까지 3회 들리면 기능이 해제된 것입니다.

자외선 살균기


참고: 제품과 함께 제공되는 액세서리는 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.

자외선 살균기를 이용해 매번 사용 후에 칫솔모를 살균 세정할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 살균기의 전원 코드를 뽑고 사용을 중단한 후 고객 상담실에 문의하십시오.

- 살균기 문을 열 때 UV 전구가 켜지는 경우
- 살균기 창이 깨졌거나 빠진 경우
- 살균기를 작동할 때 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 경우

참고: 자외선은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 제품을 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.



- 1 칫솔질 후 칫솔모를 충분한 물로 헹구고 물기를 털어내십시오.

경고: 살균기 안에서 칫솔모를 세정할 때는 반드시 먼저 칫솔모 뚜껑이 씌워져 있지 않은지 확인하십시오.


- 2 살균기 위쪽의 문 홈에 손가락을 넣고 문을 당겨서 여십시오.


- 3 칫솔모를 전구에 향하게 하고 살균기에 있는 2개의 걸이 중 하나에 칫솔모를 놓습니다.

참고: 필립스 소니케어 스냅형 칫솔모만 살균기에서 세정할 수 있습니다.

참고: 살균기에서 필립스 소니케어 키즈 칫솔모를 세정하지 마십시오.

- 4 살균기가 올바른 전압의 전원 콘센트에 꽂혔는지 확인하십시오.





- 5** 살균기의 문을 닫고 녹색 전원 버튼을 한번 눌러 자외선 세정 과정을 선택합니다.

참고: 살균기의 문이 제대로 닫혀있는 경우에만 살균기를 스위치를 켜십시오.

참고: 살균 과정 진행 중 문을 열면 살균기가 작동을 멈춥니다.


참고: 살균 과정은 약 10분간 계속된 다음 자동으로 꺼집니다. 살균기 작동 중에는 불이 켜지며 창을 통해 확인할 수 있습니다.

충전 및 배터리 잔량

필립스 소닉케어 칫솔은 배터리를 완전히 충전한 경우 한 번에 2분간 양치 기준으로 최소 28회(하루에 두 번 사용할 경우 14일) 양치할 수 있도록 설계되었습니다. 배터리 표시등에는 2분간의 양치 시간이 완료된 경우, 칫솔을 일시 중지한 경우, 충전 중인 경우에 배터리 상태가 표시됩니다.

참고: 첫 사용 전에 배터리가 완전히 충전되려면 최대 24시간이 걸리지만 필립스 소닉케어는 완전히 충전되지 않아도 사용할 수 있습니다.

충전하기



충전기 또는 자외선 살균기 충전

- 1** 충전기 또는 살균기를 전원 콘센트에 꽂으십시오.
- 2** 충전기 또는 살균기에 핸들을 꽂으십시오.
 - 핸들은 짧은 신호음이 두 번 울려 핸들이 올바르게 놓였음을 알려줍니다.
 - 배터리 표시등의 불빛이 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다.
 - 핸들이 충전기에서 완전히 충전되면 배터리 표시등에 30초 동안 녹색 불이 켜졌다가 꺼집니다.

배터리 상태

배터리 잔량(콘센트에 연결된 충전기에 꽂은 핸들)
핸들을 충전기 위에 놓으면 배터리 표시등에 배터리 잔량이 표시됩니다.

배터리 잔량	배터리 표시등
충전 중	녹색으로 깜박임
완전 충전	30초 동안 녹색등이 켜져 있다가 꺼짐

배터리 잔량(칫솔 핸들을 충전기에 꽂지 않았을 때)
칫솔을 켜면 핸들 하단의 배터리 표시등에 배터리의 잔량이
표시됩니다.

배터리 잔량	배터리 표시등	소리
완전 충전	녹색	-
부분 충전	녹색으로 깜박임	-
부족	황색 깜박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 3회 울림
방전	황색 깜박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 5번씩 2세트 울림


참고: 에너지 절약을 위해 사용하지 않을 때는 배터리 표시등이 꺼집니다.

참고: 배터리가 완전히 방전되면 칫솔의 전원이 꺼집니다.
충전기에 칫솔을 올려놓고 충전하십시오.

참고: 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하려면 칫솔을
사용하지 않을 때에도 충전기에 꽂아 두십시오.

세척

칫솔 핸들




- 1 칫솔모를 제거하고 금속 몸체 부분을 따뜻한 물로
헹굽니다. 남아 있는 치약을 모두 제거해야 합니다.

**주의: 손상될 수 있으므로 금속 몸체 주위의 고무 덮개를
날카로운 물체로 누르지 마십시오.**

- 2 젖은 천으로 손잡이의 표면을 전체적으로 닦으십시오.

참고: 남은 물기를 없애기 위해 싱크대에서 손잡이를 두드리지
마십시오.

칫솔모



- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 행구십시오.
- 2 칫솔 손잡이에서 브러시 헤드를 제거하고 매주 1회 브러시 헤드와 손잡이 사이의 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아 냅니다. 필요 시 여행용 마개를 세척합니다.

충전기

- 1 청소하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 젖은 천으로 충전기의 표면을 닦으십시오.

여행용 케이스


따뜻한 물로 행군 다음 물에 적신 천으로 여행용 케이스 내부를 청소합니다.

살균기 세척


경고: 살균기를 물에 담그거나 행구지 마십시오.

경고: UV 전구가 뜨거울 때는 살균기를 세척하지 마십시오.

최적의 효과를 위해 살균기를 일주일에 한 번씩 닦으십시오.



- 1 살균기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 받침대를 정면으로 당기십시오. 받침대를 행구고 젖은 천을 사용하여 닦으십시오.
- 3 내부 표면을 젖은 천으로 닦으십시오.
- 4 UV 전구 앞의 보호 스크린을 제거하십시오.



- 5 보호 스크린을 분리하려면 걸쇠 옆의 가장자리를 살짝 잡아 당기십시오.
- 6 자외선 전구 분리
전구를 잡고 금속 버클을 잡아당겨 전구를 분리하십시오.
- 7 보호 스크린을 세척하고 UV 전구를 젖은 천으로 닦으십시오.
- 8 UV 전구를 다시 끼우십시오.
전구를 다시 삽입하려면 전구 아래쪽을 금속 버클에 맞추어 조정하여 버클 쪽으로 밀어 넣으십시오.
- 9 보호 스크린 재설치

스크린을 다시 장착하려면 스크린의 못을 UV 전구
부근에 있는 반사면의 슬롯에 맞추어 조정하십시오.
스크린을 살균기의 슬롯 안으로 똑바로 밀어 넣으십시오.

- 9 물받이를 자외선 살균기 안에 다시 설치합니다.
- 10 세척한 경우 살균기를 완전히 건조시킨 다음에 다시
전원에 연결하십시오.

보관

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 코드를
뽑고 깨끗하게 닦은 다음 직사광선이 닿지 않는 시원하고
건조한 장소에 보관하십시오.

교체

최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 필립스 소닉케어
칫솔모로 교체하십시오. 필립스 소닉케어 교체용 칫솔모만
사용하십시오.

모델 번호 찾기

필립스 소닉케어 칫솔 핸들의 하단에서 모델 번호(HX64XX,
HX68XX)를 확인하십시오.

재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와
함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의
규정을 준수하십시오.
- 살균기의 UV 전구에는 수은이 들어있습니다. 수명이 다
된 UV 전구는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지
마십시오. 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오.

제품을 폐기할 때는 **자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식
배터리를 분리해야** 합니다. 배터리를 분리하기 전에 배터리가
완전히 방전되었는지 확인하십시오.

충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때는 **자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식
배터리를 분리해야** 합니다. 배터리를 분리하기 전에 배터리가
완전히 방전되었는지 확인하십시오.

**제품을 열기 위해 도구를 다룰 때와 충전식 배터리를
폐기할 때에는 필요한 모든 안전 주의사항을**

**준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업하는 제품 표면에
주의하여 작업하십시오.**


**배터리를 다룰 때는 손, 제품 및 배터리가 물기가 없는
건조한 상태인지 확인하십시오.**

**배터리를 분리한 후 우발적으로 단락되는 것을 방지하려면
배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀, 고리)에 닿지
않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 호일로 포장하지
마십시오. 배터리 단자를 테이프로 붙이거나 비닐 봉지에
배터리를 넣은 후에 폐기하십시오.**


충전식 배터리 분리

충전용 배터리를 분리하려면 수건이나 형검 및 망치와
일자형(표준) 드라이버가 필요합니다. 아래에 설명된 절차를
따를 때는 기본 안전 주의사항을 준수하십시오.


- 1 완전히 방전되지 않은 충전식 배터리를 방전시키려면
충전기에서 핸들을 분리하고 칫솔이 작동하지 않을
때까지 전원을 켜 둡니다. 칫솔의 전원이 켜지지 않을
때까지 이 과정을 반복합니다.
- 2 칫솔모를 분리하여 폐기합니다. 수건이나 형검으로 핸들
전체를 감쌉니다.
- 3 한 손으로 핸들의 윗부분을 잡고 핸들 하우징 하단에서
0.5인치 윗부분을 망치로 두드립니다. 네 면을 모두
망치로 강하게 내리쳐서 엔드 캡을 꺼냅니다.




참고: 내부의 스냅형 연결부를 분리하려면 끝부분을 여러
차례 쳐야 할 수도 있습니다.



- 4 칫솔 핸들에서 엔드 캡을 분리합니다. 하우징에서 엔드 캡이 쉽게 분리되지 않으면 엔드 캡이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다.




- 5 핸들을 거꾸로 잡고 단단한 표면에 내리칩니다. 내부 부품이 하우징에서 쉽게 분리되지 않으면 내부 부품이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다.



- 6 내부 부품 하단의 검은색 지지대와 배터리 사이에 드라이버를 끼웁니다. 그런 다음 드라이버를 들어 올려서 배터리에서 검은색 지지대를 분리합니다.

- 7 배터리 하단과 검은색 지지대 사이에 드라이버를 끼워 넣어 배터리와 녹색 인쇄 회로 기판을 연결하는 금속 탭을 제거합니다. 그러면 배터리 바닥 부분이 지지대에서 분리됩니다.




- 8 두 번째 금속 배터리 탭을 분리하려면 배터리를 잡아 당겨서 내부 부품에서 분리합니다.

주의: 배터리 탭의 날카로운 모서리에 손가락이 다치지 않도록 주의하십시오.

- 9 배터리 접촉면에 테이프를 붙여서 남아 있는 배터리 충전으로 인한 감전을 예방합니다.

충전식 배터리를 재활용 폐기물로 분리하고 제품의 나머지 부분은 적절하게 폐기하십시오.



참고: 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.

— |

| —

— |

| —

www.philips.com/Sonicare

©2023 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300011251561 (08/06/2023)

