


**PHILIPS****AVENT**Baby Bottle  
Anti-colic

[www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)  
 Philips Consumer Lifestyle B.V.  
 Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands  
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.  
 © 2023 Koninklijke Philips N.V.  
 All rights reserved.  
 3000.100.0375.1 (02/05/2023)



**EN:** Philips Avent Anti-colic baby bottle  
**ID:** Botol bayi Anti-kolik Philips Avent  
**MS:** Botol bayi Anti-kolik Philips Avent  
**VI:** Bình sữa cho bé Philips Avent Anti-colic  
**TH:** ขวดนมป้องกันอาการคีลิก Philips Avent  
**MY:** Philips Avent ლილური ლალენდონა ანტიკოლიკ დეველი




**EN:** Philips Avent trainer cup  
**ID:** Gelas latihan Philips Avent  
**MS:** Cawan latihan Philips Avent  
**VI:** Cốc tập uống Philips Avent  
**TH:** ถ้วยหัดดื่ม Philips Avent  
**MY:** Philips Avent ვაილრიტერი



**EN:** Philips Avent milk storage container  
**ID:** Wadah penyimpanan susu Philips Avent  
**MS:** Bekas penyimpanan susu Philips Avent  
**VI:** Hộp bảo quản sữa Philips Avent  
**TH:** ภาชนะเก็บน้ำนม Philips Avent  
**MY:** Philips Avent ჭირზებული დანიშნულებული



**EN:** Philips Avent breast pump  
**ID:** Alat pemompa ASI Philips Avent  
**MS:** Pam susu Philips Avent  
**VI:** Máy hút sữa Philips Avent  
**TH:** เครื่องปั๊มน้ำนม Philips Avent  
**MY:** Philips Avent ჭირზებული

**English**

Read all instructions carefully before use. Keep the user manual and product packaging for future reference.

**For your child's safety and health****WARNING!**

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep all components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding teats as a soother.
- Always use this product with adult supervision.

It is not recommended to use a microwave to warm up baby food or drinks. Microwaves may destroy valuable nutrients in food/drinks and may produce localized high temperatures. If you decide to use the microwave, take extra care to stir heated food/drinks to ensure even heat distribution and check the temperature before serving. Only place the container in the microwave, without the screw ring, teat and cap. Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles. Always discard any breast milk that is left over at the end of a feed. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.

**Before first use**

Disassemble all parts, clean and then sterilize the parts by placing in boiling water for 5 minutes or sterilize by using a Philips Avent sterilizer. This is to ensure hygiene.

**Assembly**

Make sure that you place the cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright (see image for more details). The teat is easier to assemble into the screw ring if you move it back-and-forth while pulling it upwards instead of pulling it up in a straight line.

## Cleaning and storage

Clean all parts before each use to ensure hygiene. After each use, disassemble all parts, wash in warm, soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. Then sterilize using a Philips Avent sterilizer or boil for 5 minutes. Make sure that you wash your hands thoroughly and that the surfaces are clean before contact with sterilized components. During sterilization with boiling water, prevent the parts from touching the side of the pot. This can cause irreversible product deformation, defect or damage that Philips cannot be held liable for. Food colorings may discolor parts. This product is dishwasher safe. Do not place the product in a heated oven. Do not bring the bottle parts in contact with or place on surfaces with abrasive or antibacterial cleaning agents. We recommend replacing feeding teats every 3 months. Keep feeding teats in a dry, covered container. Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat.

## Compatibility

Replacement teats are available separately. Make sure that you choose the correct teat corresponding to the screw ring of your bottle: teats from the Philips Avent Anti-colic range only fit in screw rings of the Philips Avent Anti-colic range. To learn more about choosing the right teat for your baby, visit us at [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent). The Philips Avent bottle is compatible with most Philips Avent breast pumps, spouts, sealing discs and cup tops.

## Support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bahasa Indonesia

Baca seluruh petunjuk dengan cermat sebelum menggunakan. Simpan panduan pengguna dan kemasan produk untuk referensi di kemudian hari.

### Untuk keamanan dan kesehatan bayi Anda

#### PERINGATAN!

- Mengisap cairan terus-menerus dan dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan gigi.
- Periksalah selalu suhu makanan sebelum memberi makan.
- Segera buang jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak bagus.
- Jauhkan semua komponen yang tidak sedang digunakan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sekali-kali mengantungkan pada kabel, pita, atau bagian kain yang longgar. Anak dapat tercerik.
- Jangan menggunakan dot susu sebagai empeng.
- Selalu gunakan produk ini dengan pengawasan orang dewasa.

Tidak disarankan menggunakan microwave untuk menghangatkan makanan atau minuman bayi. Gelombang mikro dapat merusak nutrisi penting di dalam makanan/minuman dan dapat menyebabkan suhu tinggi yang terperlu di satu titik. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan microwave, aduk makanan/minuman dengan saksama setelah dipanaskan untuk memastikan distribusi panas yang merata dan periksa suhunya sebelum disajikan. Hanya masukkan botol ke dalam microwave, tanpa cincin sekrup, dot, dan tutupnya. Jangan blarkan anak Anda bersama dengan komponen kecil atau berjalan/berlari sambil menggunakan botol. Selalu buang sisa ASI setelah selesai memberi ASI kepada bayi. Periksa sebelum setiap kali digunakan dan tarik dot ke semua arah. Segera buang jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak bagus.

#### Sebelum menggunakan alat pertama kali

Bongkar semua komponen, bersihkan, lalu sterilkan komponen dengan merendamnya di air mendidih selama 5 menit atau sterilkan menggunakan pensteril Philips Avent. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebersihannya.

## Perakitan

Pastikan Anda memasang tutup secara vertikal ke botol sehingga posisi dot tegak (lihat gambar untuk detail lebih lanjut). Dot akan lebih mudah dipasang ke cincin sekrup jika Anda menggerakkannya maju mundur sambil menariknya ke atas, bukan langsung menariknya tegak lurus ke atas.

#### Pencuci dan penyimpanan

Bersihkan semua komponen setiap kali akan digunakan untuk memastikan kebersihannya. Setiap kali selesai digunakan, bongkar semua komponen, cuci dalam air hangat dan bersabun, hilangkan sisa makanan yang ada, lalu bilas hingga bersih menyeluruh. Sterilkan menggunakan pensteril Philips Avent atau rebus selama 5 menit. Pastikan Anda mencuci tangan hingga bersih dan semua permukaan sudah bersih sebelum menyentuh komponen yang telah disterilkan. Ketika melakukan sterilisasi dengan air mendidih, usahakan komponen tidak menyentuh dinding panci. Hal ini dapat menyebabkan produk berubah bentuk, cacat, atau rusak permanen yang tidak ditanggung oleh Philips. Bahan pewarna makanan dapat mengubah warna komponen. Produk ini dapat diberisihkan dengan mesin pencuci piring. Jangan masukkan produk ke dalam oven yang panas. Jangan sampai komponen botol bersentuhan dengan atau diletakkan pada permukaan dengan cairan pembersih yang abrasif atau pembersih antibakteri. Disarankan mengganti dot setiap 3 bulan. Simpan dot di dalam wadah tertutup dan kering. Jangan blarkan dot di bawah sinar matahari langsung atau panas, atau ditinggalkan di dalam disinfektor (cairan pensteril) lebih lama dari yang direkomendasikan, karena ini akan merusak dot.

#### Kesesuaian

Dot pengganti dijual terpisah. Pastikan Anda memiliki dot yang tepat sesuai dengan ukuran cincin sekrup botol: dot dari jajaran produk Anti-kolik Philips Avent hanya muat dengan cincin sekrup dari jajaran produk Anti-kolik Philips Avent. Untuk informasi lebih lanjut tentang memilih dot yang tepat untuk bayi Anda, silakan kunjungi [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent). Botol Philips Avent kompatibel dengan sebagian besar alat pemompa ASI, cerat, cakram perapat, dan tutup cangkir Philips Avent.

#### Bantuan

Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan, silakan kunjungi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bahasa Melayu

Baca semua arahan dengan teliti sebelum digunakan. Simpan manual pengguna dan bungkus produk untuk rujukan masa hadapan.

### Untuk keselamatan dan kesihatan anak anda

#### AMARAN!

- Penyedutan cecair yang berterusan dan berpanjangan akan menyebabkan kereputan gigi.
- Suhu kandungan botol hendaklah diperiksa setiap kali sebelum penyusuan.
- Buangannya dengan segera jika anda temparak kerokan atau kecacatan padanya.
- Pastikan semua komponen yang tidak digunakan jauh dari jangkauan kanak-kanak.
- Jangan ikat pada talip pintal, reben, kain renda atau bahagian baju yang longgar. Kanak-kanak boleh terjerut.
- Jangan sekali-kali menggunakan puting penyusuan sebagai puting piring.
- Pastikan produk ini digunakan dengan pengawasan orang dewasa setiap kali. Anda tidak digalakkan menggunakan ketuhar gelombang mikro untuk memanaskan makanan atau minuman bayi. Ketuhar gelombang mikro mungkin memusuahkan zat yang penting dalam makanan/minuman dan boleh menghasilkan suhu tinggi setempat. Jika anda memutuskan untuk menggunakan ketuhar gelombang mikro, pastikan anda mengacau makanan/minuman yang dipanaskan untuk memastikan taburan pemanasan adalah sekata dan periksa suhu sebelum dihidangkan. Hanya letakkan bekas dalam gelombang ketuhar mikro, tanpa gelang skru, puting dan penutup. Jangan biarkan kanak-kanak bermain dengan bahagian-bahagian kecil atau berjalan/berlari semasa menggunakan botol atau cawan. Buang semua baki susu yang tinggal di akhir penyusuan. Periksa setiap kali sebelum menggunakanannya dan tarik puting penyusuan ke semua arah. Buangannya dengan segera jika anda temparak kerokan atau kecacatan padanya.

#### Sebelum penggunaan pertama

Tanggalkan semua bahagian, bersihkan, kemudian sterilkan bahagian tersebut dengan meletakkannya dalam air mendidih selama 5 minit atau sterilkan menggunakan pensteril Philips Avent. Ini adalah untuk memastikan kebersihan terjaga.

#### Pemasangan

Pastikan anda meletakkan penutup secara menegak pada botol supaya putingnya tegak (lihat imej untuk maklumat lanjut). Puting



