



PHILIPS

3000

Power Flosser







English 6
Bahasa Indonesia 21
Bahasa Melayu 37
ภาษาไทย 54

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.

DANGER

- Keep the power adapter away from water.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not immerse the power adapter or base in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the power adapter is completely dry before you connect it to the mains.

WARNINGS

- Keep the adapter away from water.
- After cleaning, make sure the adapter is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use charger provided with the product. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. Devices with cord only: If the cord is damaged, replace the charger with a new one.
- Do not use the adapter outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.

- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth and gums.
- Do not use to clean eyes, ears or nose.
- The maximum altitude of use is 4420 meters.

MEDICAL WARNINGS

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Storage and transportation conditions

Temperature (Transport and Storage) -10C to +60C (14°F and 140 °F).

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Power Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at philips.com/welcome.

Intended Use

The Philips Sonicare Power Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use, normally used at least once a day. Use by children (ages 6+) should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare Power Flosser (Fig. 1)

- 1 Reservoir lid
- 2 Reservoir
- 3 Mode button
- 4 Mode indicator
- 5 On/off button
- 6 Intensity dial
- 7 Hose
- 8 Hose storage compartment
- 9 Base
- 10 Handle dock
- 11 Handle
- 12 Pause switch
- 13 Nozzle eject button
- 14 Quad Stream nozzle*
- 15 Comfort nozzle*
- 16 Standard nozzle*
- 17 Power adapter

*Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Nozzles

To see what type of nozzles you have, check the code at the base of the nozzle. Each nozzle type provides different benefits.



Nozzle label	F1	F2	F3
Nozzle Name	Standard nozzle	Comfort nozzle	Quad Stream nozzle
Benefit	Standard nozzle with a single stream of water for removing debris and plaque.	Soft rubber nozzle for comfort and ease of positioning for those with sensitive gums.	Soft rubber nozzle that directs water into a cross-shaped stream that gently removes plaque for an effortlessly thorough clean.

Modes

Your Power Flosser is equipped with two modes:

Clean

This mode, with pacer, provides standard water pressure for a great clean.


Deep clean

This mode, with Pulse Wave technology, provides strong and gentle pulses of water for a thorough clean.

Note: For details on "Pulse Wave technology" and "pacer" (see 'Features').

Selecting modes

- 1 Turn on the device by pressing the on/off button.
- 2 Press the mode button to select desired mode.



Intensity Settings

Your power flosser comes with 10 different intensity settings. To manually change the intensity, turn on the base and turn the intensity dial to the setting you prefer.




Note: For first time use, start the device from the lowest setting. It is recommended to increase the intensity you use over the course of a few weeks. This can give better cleaning benefits as you are able to tolerate higher settings.

Features

Pacer

The **clean** mode has a pacer. This feature indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the waterflow.



Note: This feature is on clean mode only.

Activating or deactivating pacer

You can activate or deactivate the pacer feature by holding the on/off button and the mode button

simultaneously for 5 seconds when the device is turned off.

- When deactivated, all the lights will flash once.
- When activated, all the lights will flash twice.

Pulse Wave technology

The **deep clean** mode has a "Pulse Wave technology" feature. The flow of the water increases and decreases in intensity, providing a brief pause during which you can move the nozzle to the next space between your teeth.

Getting started

- 1 Connect the small plug into the bottom of the base and connect the power plug in any 100-240V power outlet.

- 2 Remove the reservoir from the base.


Note: Make sure the product is powered off before you remove the reservoir.

- 3 Open the lid, fill the reservoir with lukewarm water to the MAX fill line.



- 4 Close the lid. Place the reservoir back on the base.

Note: Press down firmly to ensure there is no gap between the reservoir and the base.



- 5 Insert your preferred nozzle into the handle. Press the nozzle down until you hear a "click".




- 6 Press the on/off button on the base station to turn on the product. Select your desired mode and intensity.



- 7 Remove the handle from the base and point the tip of the nozzle into the sink. Slide the pause switch on the handle to the 'on' (up) position and wait until the water stream comes out of the tip of the nozzle. Stop the flow of water by sliding the pause switch to the 'off' (down) position.

Note: This step is for first time use after purchase only.




- 8 Press the on/off button on the base again to turn off the product.

Using your Power Flosser

- 1 Make sure that the pause switch on the handle is in the 'off' position.
- 2 Press the on/off button on the base to turn on the product.




- 3 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.




Standard and Comfort Nozzle

With the base station turned on:

- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.




- b Slide the pause switch on the handle to the 'on' position to start the water flow.
- c Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth. Continue to clean both inside and outside of your teeth in one arch of your mouth for 30 seconds.



Note: Remember to clean the inside of your teeth.

- d Repeat in the other arch of your mouth for another 30 seconds until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.




Note: You can stop the water flow during use by sliding the pause switch on the handle to the 'off' position (motor will pause).


Quad Stream Nozzle

With the base station turned on:

- a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle. Press gently so that the nozzle tip is in contact with the gum line and the teeth.




- b Slide the pause switch on the handle to the 'on' position to start the water flow.
- c Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth. Continue to clean both inside and outside of your teeth in one arch of your mouth for 30 seconds.



Note: Remember to clean the inside of your teeth.


- d Repeat in the other arch of your mouth for another 30 seconds until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.



Note: You can stop the water flow during use by sliding the pause switch on the handle to the 'off' position (motor will pause).


Cleaning orthodontic brackets with the Quad Stream nozzle

- To clean around orthodontic brackets, place the nozzle tip over each bracket.
- Gently rotate the nozzle tip around the bracket in a small circle before moving to the bracket on the next tooth.



After each use

- When you are finished, turn off the product.
- Pick up and empty the reservoir.
- Remove the nozzle from the handle by pushing the eject button on the back of the handle.



- 4 Rinse the nozzle under the tap.
- 5 Insert the nozzle back into the handle.




- 6 Dry any excess water off the tether and handle.

Cleaning





The product needs to be cleaned once a week.
Clean the device and the accessories as follows:

Reservoir and lid

			
	✓	✓	✓





Gently remove the reservoir from the unit. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap or cleaned in the dishwasher.

Base and handle

			
	✓	✗	✗

When necessary, you can clean the outside of the base and the handle with a soft cloth and mild soap.

Nozzles

			
	✓	✓	✓

Regular Cleaning:

Remove the nozzle from the handle. Rinse the tip under warm water.

Every few months, or if your nozzle becomes clogged:

Soak the nozzle in a container of 2 parts water and 1 part white vinegar for 5 minutes. Rinse the nozzle with warm water.

Internal components, hose and handle

Fill the reservoir with warm water and add 1-2 tablespoons of white vinegar. Remove the handle, point the nozzle at the sink and turn on the product to run the solution through the unit until the reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit philips.com or go to your local Philips Sonicare dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in

your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following spare parts are available:

- Standard nozzle
- Comfort nozzle
- Quad Stream nozzle

Note: The availability of spare parts may differ by country.

Frequently asked questions

Question	Answer
Can I use mouthwash or essential oils in my reservoir?	It is not recommended to use essential oils in the reservoir. Mouthwash can be mixed with water and used in the reservoir. After using mouthwash, rinse the device to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running product with tip pointed into sink until reservoir is empty.
Will other nozzles fit on my Philips Sonicare Power Flosser?	Only Philips Sonicare Power Flosser nozzles will work with this device. Nozzles from other brands and Philips AirFloss nozzles are not compatible with this product.
How often do I need to replace my nozzle?	We advise you to replace your nozzle after 6 months of use. You can find more information about buying replacement parts at philips.com

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
use.Device does not "Prime" (water does not comes out of the nozzle upon first use.)	<ul style="list-style-type: none"> - Reservoir is not fully seated. - The device was not on long enough to prime correctly. - The pause switch on the handle is in the "pause" position. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the reservoir is fully seated by pushing it down onto the base. - Ensure that the pause switch on the handle is in the "on" position - Run the product for 30 seconds at high intensity to make sure there is enough time for the product to prime (see 'Getting started').
Product turns off and all of the LEDs start to blink.	<ul style="list-style-type: none"> - The product was running for too long and it overheated. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unplug the device and don't use it for two hours. - After two hours, plug it back and if the LEDs are still blinking, call customer service.
Device does not power on after pushing the power button.	<ul style="list-style-type: none"> - Device is not plugged in - There is damage to the power cord. - Product malfunction. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the device is plugged in properly, both to the wall outlet and into the bottom of the device. - Check the power cord for damage. - If issue is still not identified, call customer service.
Mechanical Dock comes off device.	<ul style="list-style-type: none"> - Device was dropped. 	<ul style="list-style-type: none"> - Push the mechanical dock back into place.
Reservoir is rattling	<ul style="list-style-type: none"> - Reservoir is not fully seated 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensure that the reservoir is fully seated on the base of the device by pushing down slightly.

Locating the model number

Look on the bottom of the base for the model number (HX37XX).

Warranty and support

Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects due to faulty materials and

workmanship will be repaired or replaced at Philips' expense provided that convincing proof of purchase in the qualifying period is provided. Philips recommends use of genuine Sonicare Nozzles for optimal performance. Use of other Nozzles may damage your PowerFlosser and limit your warranty protection.

For product information, support and online user instructions, please visit: www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Reservoir
- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products.

Informasi keselamatan penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

- Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi ini dengan cermat sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari. Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius. Aksesori yang disertakan dapat berbeda, bergantung pada produk.

BAHAYA

- Jauhkan adaptor daya dari air.
- Jangan meletakkan atau menyimpan produk di tempat yang memungkinkan produk jatuh atau tertarik ke bak mandi atau wastafel.
- Jangan mengambil produk yang jatuh ke dalam air. Segera cabut stekernya.
- Jangan rendam adaptor daya atau dudukan di dalam air atau cairan lain.
- Setelah dibersihkan, pastikan adaptor daya benar-benar kering sebelum Anda menyambungkannya ke stopkontak listrik.

PERINGATAN

- Jauhkan adaptor dari air.
- Setelah dibersihkan, pastikan adaptor benar-benar kering sebelum Anda menyambungkannya ke stopkontak listrik.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.

- Hanya gunakan aksesoris atau barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan pengisi daya yang disertakan bersama produk. Hanya gunakan kabel USB dan unit catu daya USB asli jika disertakan.
- Komponen di dalam alat ini tidak dapat diperbaiki sendiri oleh pengguna. Jika alat rusak, hentikan penggunaan dan hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Untuk alat dengan kabel: Jika kabelnya rusak, ganti dengan pengisi daya yang baru.
- Jangan gunakan adaptor di luar ruangan atau di dekat permukaan yang panas.
- Jangan bersihkan bagian apa pun dari produk dalam mesin cuci piring.
- Untuk menghindari cedera fisik, jangan mengisi penampung air dengan air panas. Jangan memasukkan benda asing ke dalam penampung air.
- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi dan gusi.
- Jangan gunakan untuk membersihkan mata, telinga, atau hidung.
- Ketinggian penggunaan maksimum adalah 4420 meter.

PERINGATAN MEDIS

- Berhenti menggunakan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi/dokter jika terjadi perdarahan berlebihan setelah menggunakan alat, jika perdarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan, atau jika Anda merasa tidak nyaman atau sakit.
- Jika rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau alat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen alat implan sebelum penggunaan.
- Jika khawatir dengan kesehatan Anda, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Alat adalah perangkat perawatan pribadi dan bukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi gigi.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Kondisi penyimpanan dan pengangkutan

Suhu (Pengangkutan dan Penyimpanan) -10 °C hingga +60 °C (14 °F dan 140 °F).

Pendahuluan

Selamat datang di Philips! Selamat atas Philips Sonicare Power Flosser Anda yang baru! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di philips.com/welcome.

Tujuan Penggunaan

Philips Sonicare Power Flosser merupakan alat pembersih mulut yang ditujukan untuk membersihkan plak yang melekat dan sisa makanan di sela-sela gigi dan permukaan gigi guna mengurangi kerusakan gigi dan meningkatkn, serta menjaga kesehatan gusi. Alat ini ditujukan untuk penggunaan di rumah oleh konsumen, biasanya digunakan setidaknya sekali dalam sehari. Penggunaan oleh anak-anak (6 tahun ke atas) harus dengan pengawasan orang dewasa.

Philips Sonicare Power Flosser Anda (Gbr. 1)

- 1 Tutup penampung air
- 2 Penampung air
- 3 Tombol mode
- 4 Indikator mode
- 5 Tombol on/off
- 6 Pengatur intensitas
- 7 Selang
- 8 Tempat penyimpanan selang
- 9 Alas
- 10 Dok gagang
- 11 Gagang
- 12 Sakelar jeda
- 13 Tombol pelepas nozel

14 Nozel Quad Stream*

15 Nozel nyaman*

16 Nozel standar*

17 Adaptor daya

*Catatan: Isi kemasan mungkin tidak menyertakan semua item yang ditampilkan. Ini bergantung pada konfigurasi produk yang dibeli.

Nozel

Untuk melihat jenis nozel yang Anda miliki, lihat kode di dudukan nozel. Tiap tipe nozel memberikan manfaat yang berbeda.



Label nozel	F1	F2	F3
Nama Nozel	Nozel standar	Nozel nyaman	Nozel Quad Stream
Manfaat	Nozel standar dengan satu aliran air untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan plak.	Nozel karet lembut demi kenyamanan dan penempatan yang mudah bagi pengguna yang memiliki gusi sensitif.	Nozel karet lembut mengarahkan air ke aliran berbentuk salib, yang berfungsi menghilangkan plak dengan hati-hati untuk pembersihan menyeluruh yang mudah.

Mode

Power Flosser dilengkapi dengan dua mode:

Clean

Mode ini, dengan pengatur pacu, memberikan tekanan air standar untuk pembersihan yang luar biasa.


Deep clean

Mode ini, dengan teknologi Pulse Wave, memberikan tekanan air yang kuat dan lembut untuk pembersihan menyeluruh.

Catatan: Untuk detail selengkapnya terkait "teknologi Pulse Wave" dan "pengatur pacu" (lihat "Fitur").

Memilih mode

- 1 Hidupkan alat dengan menekan tombol on/off.
- 2 Tekan tombol mode untuk memilih mode yang diinginkan.



Setelan Intensitas

Power Flosser dilengkapi dengan 10 pengaturan intensitas yang berbeda. Untuk mengubah intensitas secara manual, aktifkan dudukan dan putar intensitas sesuai dengan pengaturan yang Anda inginkan.




Catatan: Untuk penggunaan pertama kali, hidupkan alat dari pengaturan terendah. Sebaiknya tingkatkan intensitas yang Anda gunakan selama beberapa minggu. Hal ini dapat memberikan keuntungan membersihkan yang lebih baik karena Anda dapat mentolerir pengaturan yang lebih tinggi.

Fitur

Pengatur durasi

Mode **clean** memiliki pengatur pacu. Fitur ini mengindikasikan kapan Anda harus berpindah ke bagian mulut yang lain melalui jeda sejenak saat mengalirnya air.



Catatan: Fitur ini hanya ada di mode clean.

Mengaktifkan atau menonaktifkan pengatur durasi

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pengatur durasi dengan menekan terus tombol on/off dan tombol mode secara bersamaan selama 5 detik saat perangkat dimatikan.

- Saat dinonaktifkan, semua lampu akan berkedip satu kali.
- Saat diaktifkan, semua lampu akan berkedip dua kali.

Teknologi Pulse Wave

Mode **deep clean** memiliki fitur "Teknologi Pulse Wave". Intensitas aliran air bertambah dan berkurang, memberikan jeda sejenak sehingga Anda dapat memindahkan nozel ke sela-sela selanjutnya di antara gigi Anda.

Persiapan awal

- 1 Masukkan steker kecil ke bagian bawah dudukan dan tancapkan steker ke stopkontak listrik 100-240 V.
- 2 Lepaskan penampung air dari dudukan.


Catatan: Pastikan alat sudah dimatikan sebelum Anda melepas penampung air.

- 3 Buka tutup, isi penampung air dengan air hangat sampai garis pengisian MAX.



- 4** Pasang tutupnya. Pasang kembali penampung air ke dudukan.

Catatan: Tekan dengan kuat untuk memastikan tidak ada celah antara penampung air dan dudukan.



- 5** Pasang nozel yang Anda inginkan ke gagang. Tekan nozel sampai terdengar bunyi "klik".




- 6** Tekan tombol on/off di dudukan untuk menghidupkan alat. Pilih mode dan intensitas yang diinginkan.



- 7** Lepaskan gagang dari dudukan dan arahkan ujung nozel ke wastafel. Geser sakelar jeda di gagang ke posisi 'on' (atas) dan tunggu sampai aliran air keluar dari ujung nozel. Hentikan aliran air dengan menggeser sakelar jeda ke posisi 'off' (bawah).

Catatan: Langkah ini hanya untuk penggunaan pertama kali setelah pembelian.




- 8 Tekan lagi tombol on/off di dudukan untuk mematikan alat.

Menggunakan Power Flosser

- 1 Pastikan sakelar jeda di gagang berada di posisi 'off'.
- 2 Tekan tombol on/off di dudukan untuk menghidupkan alat.




- 3 Letakkan ujung nozel di mulut Anda. Arahkan mulut ke wastafel dan katupkan bibir Anda sedikit pada nozel untuk menghindari cipratan. Berikan jarak yang cukup agar air dapat mengalir dari mulut ke wastafel.




Nozel Standar dan Nyaman

Dengan dudukan dalam status dihidupkan:

- a Posisikan ujung nozel sedikit di atas barisan gigi dengan sudut 90°.




- b Geser sakelar jeda di gagang ke posisi 'on' untuk mulai mengalirkan air.
- c Mulai dari bagian belakang gigi di rahang atas atau bawah, geser ujung nozel di sepanjang barisan gigi dan berhenti sejenak di sela-sela setiap gigi. Terus bersihkan bagian dalam dan luar gigi di satu bagian rahang selama 30 detik.



Catatan: Jangan lupa untuk membersihkan bagian dalam gigi Anda.

- d Ulangi lagi di rahang yang lain selama 30 detik sampai semua ruang di sekitar dan di sela-sela gigi dibersihkan setidaknya selama satu menit.




Catatan: Anda dapat menghentikan aliran air selama penggunaan dengan menggeser sakelar jeda di gagang ke posisi 'off' (mesin akan berhenti sejenak).


Nozel Quad Stream

Dengan dudukan dalam status dihidupkan:

- a Posisikan ujung nozel sedikit di atas barisan gigi dengan sudut 90°. Tekan hati-hati sehingga ujung nozel menyentuh barisan pertemuan antara gusi dan gigi.




- b Geser sakelar jeda di gagang ke posisi 'on' untuk mulai mengalirkan air.
- c Mulai dari bagian belakang gigi di rahang atas atau bawah, geser ujung nozel di sepanjang barisan gigi dan berhenti sejenak di sela-sela setiap gigi. Terus bersihkan bagian dalam dan luar gigi di satu bagian rahang selama 30 detik.



Catatan: Jangan lupa untuk membersihkan bagian dalam gigi Anda.


- d Ulangi lagi di rahang yang lain selama 30 detik sampai semua ruang di sekitar dan di sela-sela gigi dibersihkan setidaknya selama satu menit.



Catatan: Anda dapat menghentikan aliran air selama penggunaan dengan menggeser sakelar jeda di gagang ke posisi 'off' (mesin akan berhenti sejenak).


Membersihkan kawat gigi dengan nozel Quad Stream

- a Untuk membersihkan di sekitar kawat gigi, letakkan ujung nozel di atas tiap kawat gigi.
- b Gerakkan ujung nozel dengan hati-hati mengitari sekitar kawat gigi dengan gerakan melingkar kecil sebelum pindah ke kawat gigi di gigi selanjutnya.



Setiap kali selesai digunakan

- 1 Setelah Anda selesai, matikan alat.
- 2 Lepaskan dan kosongkan penampung air.
- 3 Lepaskan nozel dari gagang dengan menekan tombol lepas di belakang gagang.



- 4 Bilas nozel di bawah air keran.
- 5 Pasang kembali nozel ke gagang.



- 6 Kibaskan perlahan kelebihan air dari penyambung dan gagang.

Membersihkan





Alat harus dibersihkan sekali dalam seminggu. Bersihkan alat dan aksesorinya seperti berikut:

Penampung air dan tutup

			
	✓	✓	✓





Lepaskan penampung air dengan hati-hati dari unit. Penampung air dapat dicuci dengan tangan menggunakan air hangat dan sabun lembut atau dibersihkan di mesin cuci piring.

Dudukan dan gagang

			
	✓	✗	✗

Jika perlu, bersihkan bagian luar dudukan dan gagang dengan kain dan sabun yang lembut.

Nozel

			
	✓	✓	✓

Membersihkan Secara Teratur:

Lepaskan nozel dari gagang. Bilas ujungnya dengan air hangat.

Tiap beberapa bulan, atau jika nozel Anda tersumbat:

Rendam nozel di wadah dengan larutan yang terbuat dari 2 bagian air dan 1 bagian cuka selama 5 menit. Bilas nozel dengan air hangat.

Komponen internal, selang, dan gagang

Isilah penampung air dengan air hangat dan tambahkan cuka 1-2 sendok makan. Lepas gagang, arahkan nozel ke wastafel lalu hidupkan alat agar larutan rata menjangkau seluruh bagian unit sampai penampung air kosong. Bilas berulang kali dengan penampung air yang penuh dengan air hangat bersih.

Penyimpanan

Jika Anda tidak akan menggunakan produk untuk waktu yang lama, cabut produk dari stopkontak listrik, bersihkan alat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung.

Penggantian

Ganti nozel tiap 6 bulan atau segera jika nozel rusak. Untuk membeli aksesori atau suku cadang, buka **philips.com** atau kunjungi dealer Philips Sonicare terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda (lihat brosur garansi internasional untuk rincian kontak).

Suku cadang berikut ini tersedia:

- Nozel standar
- Nozel nyaman
- Nozel Quad Stream

Catatan: Ketersediaan suku cadang berbeda-beda menurut negara.

Pertanyaan umum

Pertanyaan	Jawab
Dapatkah saya menggunakan cairan pembersih mulut atau minyak kelapa di penampung air?	Anda tidak disarankan menggunakan minyak kelapa pada penampung air. Cairan pencuci mulut dapat dicampur dengan air dan dimasukkan ke penampung air. Setelah menggunakan cairan pencuci mulut, bilas alat agar tidak tersumbat penampung air dengan air hangat dan hidupkan alat lalu arahkan ujungnya ke wastafel sampai penampung air kosong.
Akankah nozel lain cocok dengan Philips Sonicare Power Flosser saya?	Hanya nozel Philips Sonicare Power Flosser yang akan berfungsi dengan alat ini. Nozel dari merek lain dan nozel Philips AirFloss tidak kompatibel dengan alat ini.
Seberapa sering saya perlu mengganti nozel?	Kami sarankan agar Anda mengganti nozel setelah 6 bulan penggunaan. Anda dapat menemukan informasi selengkapnya tentang membeli komponen pengganti di philips.com

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah yang paling umum terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Performa alat tidak berfungsi dengan baik (air tidak keluar dari nozel setelah penggunaan pertama.)	<ul style="list-style-type: none"> - Penampung air tidak dipasang dengan benar. - Alat lama tidak digunakan sehingga tidak berfungsi dengan baik. - Sakelar jeda di gagang berada di posisi "pause". 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan penampung air dipasang dengan benar dengan cara menekannya ke dudukan. - Pastikan sakelar jeda di gagang berada di posisi "on". - Hidupkan alat selama 30 detik dengan intensitas tinggi untuk memastikan alat punya cukup waktu untuk berfungsi dengan baik (lihat "Persiapan awal").
Alat mati dan semua LED mulai berkedip.	<ul style="list-style-type: none"> - Alat terlalu panas karena terlalu lama digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cabut alat dan jangan gunakan selama 2 jam. - Setelah dua jam, tancapkan kembali dan jika LED masih berkedip, hubungi layanan pelanggan.
Alat tidak hidup setelah tombol daya ditekan.	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tidak tersambung ke sumber listrik - Terdapat kerusakan pada kabel listrik. - Gangguan fungsi pada alat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan alat tersambung ke sumber listrik dengan benar, baik ke stopkontak dinding maupun pada bagian bawah alat. - Periksa kabel listrik apakah ada kerusakan. - Jika masalah masih belum dapat diidentifikasi, hubungi layanan pelanggan.
Dok Mekanis terlepas dari alat.	<ul style="list-style-type: none"> - Alat terjatuh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasang kembali dok mekanis ke tempat semula.
Penampung air berderik	<ul style="list-style-type: none"> - Penampung air tidak dipasang dengan benar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan penampung air dipasang dengan benar di dudukan alat dengan cara menekannya sedikit.

Mencari nomor model

Lihat nomor model (HX37XX) di bagian bawah dudukan.

Garansi dan dukungan

Philips menjamin produknya selama dua tahun setelah tanggal pembelian. Kecacatan karena kesalahan material atau selama proses pembuatan akan diperbaiki atau diganti oleh Philips secara gratis selama ada bukti pembelian yang meyakinkan dalam masa garansi yang diberikan. Philips menyarankan penggunaan nozel Sonicare yang asli untuk performa optimal. Penggunaan Nozel lain dapat merusak PowerFlosser dan membatasi perlindungan garansi Anda.

Untuk informasi produk, dukungan, dan petunjuk pengguna online, harap kunjungi:

www.philips.com/support atau baca leaflet garansi internasional.

Batasan garansi

Ketentuan garansi internasional tidak mencakup hal berikut:

- Penampung air
- Nozel
- Kerusakan akibat penggunaan komponen pengganti atau nozel yang tidak resmi.
- Kerusakan akibat kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kelalaian, perubahan, atau perbaikan tidak resmi
- Kerusakan dan keausan normal, termasuk cuil, tergores, lecet, perubahan warna, atau memudar

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik secara terpisah.

Maklumat keselamatan penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan maklumat ini untuk rujukan pada masa hadapan.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

- Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius. Aksesori yang dibekalkan mungkin berbeza-beza untuk produk berlainan.

BAHAYA

- Pastikan pengecas kuasa berada jauh dari air.
- Jangan letakkan atau simpan produk yang menyebabkannya mudah jatuh atau tertarik ke dalam tab atau singki.
- Jangan capai produk yang telah jatuh ke dalam air. Cabut palam dengan serta merta.
- Jangan rendam penyesuai kuasa atau tapak dalam air atau cecair lain.
- Selepas membersihkan, pastikan penyesuai kuasa telah kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkannya ke sesalur kuasa utama.

AMARAN

- Pastikan penyesuai berada jauh daripada air.
- Selepas membersihkan, pastikan penyesuai telah kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkan penyesuai ke soket dinding.

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.
- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas yang disediakan dengan produk. Sekiranya dibekalkan, hanya gunakan kabel USB tulen dan unit bekalan kuasa USB.
- Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis pengguna. Jika perkakas tersebut rosak, berhenti menggunakan perkakas itu dan hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara anda. Peranti dengan kord sahaja: Sekiranya kordnya rosak, ganti pengecas dengan yang baharu.
- Jangan gunakan penyesuai di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Untuk mengelakkan kecederaan fizikal, jangan isikan takungan dengan air panas. Jangan masukkan benda asing ke dalam takungan.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi dan gusi.
- Jangan gunakan perkakas untuk membersihkan mata, telinga atau hidung.
- Altitud maksimum penggunaan ialah 4420 meter.

AMARAN PERUBATAN

- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.
- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Keadaan sesuai untuk penyimpanan dan pengangkutan

Suhu (Pengangkutan dan Penyimpanan) -10C hingga +60C (14 °F dan 140 °F).

Pengenalan

Selamat datang ke Philips! Tahniah kerana membeli Sonicare Power Flosser baharu anda. Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di philips.com/welcome.

Tujuan Penggunaan

Philips Sonicare Power Flosser ialah penyembur oral yang bertujuan untuk menanggalkan plak dan sisa makanan di celah-celah gigi dan permukaan gigi untuk mengurangkan kerosakan gigi dan menambah baik serta menjaga kesihatan gusi. Produk ini bertujuan untuk penggunaan pengguna di rumah, biasanya digunakan sekurang-kurangnya sekali sehari. Penggunaan oleh kanak-kanak (berusia 6+) hendaklah dengan pengawasan orang dewasa.


Philips Sonicare Power Flosser Anda (Rajah 1)

- 1 Penutup takungan
- 2 Takungan
- 3 Butang mod
- 4 Penunjuk mod
- 5 Butang on/off
- 6 Dail keamatan
- 7 Hos
- 8 Ruang penyimpanan hos
- 9 Tapak
- 10 Dok pemegang
- 11 Pemegang
- 12 Suis jeda
- 13 Butang pengeluaran muncung
- 14 Muncung Quad Stream*
- 15 Muncung selesa*
- 16 Muncung standard*
- 17 Penyesuai kuasa

*Nota: Kandungan kotak ini mungkin tidak termasuk semua item yang ditunjukkan pada konfigurasi produk yang dibeli.

Muncung

Untuk melihat jenis muncung yang anda miliki, semak kod di dasar muncung. Setiap jenis muncung menyediakan manfaat yang berbeza.



Label muncung	F1	F2	F3
Nama Muncung	Muncung standard	Muncung selesa	Muncung Quad Stream
Manfaat	Muncung standard dengan satu aliran air bagi menanggalkan kotoran dan plak.	Muncung getah lembut untuk keselesaan dan kemudahan penempatan bagi mereka yang mempunyai gusi sensitif.	Muncung getah lembut yang menghalakan air ke dalam aliran berbentuk pangkah yang menanggalkan plak dengan perlahan untuk pembersihan rapi tanpa memerlukan banyak usaha.

Mod

Power Flosser anda dilengkapi dengan dua mod yang berlainan:

Bersih

Mod ini, dengan perentak, menyediakan tekanan air standard untuk pembersihan yang hebat.

Pembersihan rapi

Mod ini, dengan teknologi Pulse Wave, menyediakan denyutan air yang kuat dan lembut untuk pembersihan menyeluruh.

Nota: Untuk mendapatkan butiran tentang "teknologi Pulse Wave" dan "perentak" (lihat "Ciri").


Memilih mod

- 1 Hidupkan peranti dengan menekan butang hidup/mati.
- 2 Tekan butang mod untuk memilih mod yang dikehendaki.



Tetapan Keamatan

Power flosser anda dilengkapi dengan 10 tetapan keamatan yang berlainan: Untuk menukar keamatan secara manual, hidupkan asasnya dan putar dail keamatan ke tetapan yang anda kehendaki.




Nota: Untuk penggunaan pertama kali, mulakan peranti dari tetapan paling rendah. Disyorkan supaya keamatan yang anda guna ditingkatkan sepanjang beberapa minggu. Ini boleh memberi manfaat pembersihan yang lebih baik kerana anda dapat menahan tetapan yang lebih tinggi.

Ciri

Perentak

Mod **pembersihan** mempunyai perentak. Ciri ini mengisyaratkan bila anda perlu beralih ke bahagian yang seterusnya pada mulut anda melalui jeda aliran air yang singkat.



Nota: Ciri ini hanya pada mod pembersihan.

Mengaktifkan atau menyahaktifkan perentak

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri perentak dengan menahan butang hidup/mati dan butang mod secara serentak selama 5 saat apabila peranti dimatikan.

- Apabila dinyahaktifkan, semua lampu akan berkelip sekali.
- Apabila diaktifkan, semua lampu akan berkelip dua kali.

Teknologi Pulse Wave

Mod **pembersihan rapi** mempunyai ciri "teknologi Pulse Wave". Aliran air meningkat dan berkurangan dengan keamatan, memberi jeda yang singkat di mana anda boleh mengalih muncung ke ruang yang seterusnya antara gigi anda.

Mulakan

- 1 Sambungkan palam kecil ke bawah tapak dan masukkan palam kuasa ke dalam mana-mana salur keluar kuasa 100-240V.
- 2 Alihkan takungan daripada pangkalan.


Nota: Pastikan produk dimatikan sebelum anda keluarkan takungan.

- 3 Buka penutup, isi takungan dengan air suam hingga garis isi MAKS.



- 4 Tutup tudung. Letakkan takungan kembali ke pangkalan.

Nota: Tekan ke bawah dengan kuat untuk memastikan tiada ruang antara takungan dengan pangkalan.



- 5 Masukkan muncung pilihan anda ke dalam pemegang. Tekan muncung tersebut ke bawah sehingga anda mendengar bunyi "klik".




- 6 Tekan butang kuasa hidup/mati pada stesen pangkalan untuk menghidupkan produk. Pilih mod dan keamatan yang anda kehendaki.



- 7 Tanggalkan pemegang daripada pangkalan dan halakan hujung muncung ke dalam sink. Luncur suis jeda pada pemegang ke kedudukan 'on' (atas) dan tunggu semburan air untuk keluar daripada hujung muncung. Hentikan aliran air dengan meluncur suis jeda ke kedudukan "off" (bawah).

Nota: Langkah ini hanya untuk penggunaan pertama selepas pembelian.




- 8 Tekan butang hidup/mati pada pangkalan sekali lagi untuk mematikan produk.

Menggunakan Power Flosser anda

- 1 Pastikan suis jeda pada pemegang berada pada kedudukan 'off'.
- 2 Tekan butang hidup/mati pada pangkalan untuk menghidupkan produk.




- 3 Letakkan hujung muncung ke dalam mulut anda. Bongkok pada sink dan tutup bibir anda sedikit mencakupi muncung bagi mengelak percikan. Tinggalkan ruang yang secukupnya untuk air mengalir daripada mulut anda ke dalam sink.




Muncung Standard dan Selesa

Dengan stesen tapak dihidupkan:

- a Letakkan hujung muncung di atas baris gusi pada sudut 90°.




- b Lungsur suis jeda pada pemegang kepada kedudukan 'on' untuk memulakan pengaliran air.
- c Bermula dari belakang gigi anda di rahang atas atau bawah anda, lungsur hujung muncung sepanjang baris gusi dan jeda seketika antara setiap gigi. Teruskan membersihkan bahagian dalam dan luar gigi anda dalam satu lengkungan mulut anda selama 30 saat.



Nota: Ingat untuk membersihkan bahagian dalam gigi anda.

- d Ulangi pada lengkungan lain mulut anda selama 30 saat lagi sehingga semua ruang di sekeliling dan antara gigi anda telah dibersihkan untuk jumlah masa sekurang-kurangnya satu minit.




Nota: Anda boleh menghentikan pengaliran air semasa penggunaan dengan melungsur suis jeda pada pemegang kepada kedudukan 'off' (motor akan berjeda).


Muncung Quad Stream

Dengan stesen tapak dihidupkan:

- a Letakkan hujung muncung di atas baris gusi pada sudut 90° . Tekan dengan perlahan supaya hujung muncung bersentuhan dengan baris gusi dan gigi.




- b Lungsur suis jeda pada pemegang kepada kedudukan 'on' untuk memulakan pengaliran air.
 c Bermula dari belakang gigi anda di rahang atas atau bawah anda, lungsur hujung muncung sepanjang baris gusi dan jeda seketika antara setiap gigi. Teruskan membersihkan bahagian dalam dan luar gigi anda dalam satu lengkungan mulut anda selama 30 saat.



Nota: Ingat untuk membersihkan bahagian dalam gigi anda.


- d Ulangi pada lengkungan lain mulut anda selama 30 saat lagi sehingga semua ruang di sekeliling dan antara gigi anda telah dibersihkan untuk jumlah masa sekurang-kurangnya satu minit.



Nota: Anda boleh menghentikan pengaliran air semasa penggunaan dengan melongsor suis jeda pada pemegang kepada kedudukan 'off' (motor akan berjeda).


Membersihkan pendakap ortodontik dengan muncung Quad Stream

- a Untuk membersihkan sekeliling pendakap ortodontik, letakkan hujung muncung di atas setiap pendakap.
- b Putarkan hujung muncung dengan perlahan di sekeliling pendakap dalam bulatan kecil sebelum beralih ke pendakap gigi yang seterusnya.



Selepas setiap penggunaan

- 1 Setelah selesai, matikan produk tersebut.
- 2 Ambil dan kosongkan takungan.
- 3 Tanggalkan muncung daripada pemegang dengan menolak butang lenting di belakang pemegang.



- 4 Bilas muncung di bawah paip.
- 5 Masukkan semula muncung ke dalam pemegang.







- 6 Keringkan sebarang air lebihan daripada penambat dan pemegang.

Pembersihan





Produk ini perlu dibersihkan seminggu sekali. Bersihkan peranti dan aksesoriya seperti berikut:

Takungan dan penutup

			
	✓	✓	✓





Keluarkan takungan dengan perlahan-lahan daripada unit ini. Takungan boleh dibersihkan dengan tangan menggunakan air suam dan sabun yang lembut atau ducuci dalam mesin pencuci pinggan mangkuk.

Pangkalan dan pemegang

			
	✓	✗	✗

Apabila perlu, anda boleh membersihkan bahagian luar pangkalan dan pemegang dengan kain lembut dan sabun lembut.

Muncung

			
	✓	✓	✓

Pembersihan Berkala:

Keluarkan muncung daripada pemegang. Bilas hujung di bawah air suam.

Setiap beberapa bulan, atau jika muncung tersumbat:

Rendam muncung di dalam bekas yang mengandungi 2 bahagian air dan 1 bahagian cuka putih selama 5 minit. Bilas muncung dengan air suam.

Komponen dalaman, hos dan pemegang

Isi takungan dengan air suam dan tambah 1-2 sudu besar cuka putih. Tanggalkan pemegang, halakan muncung di sink dan hidupkan produk untuk melakukan larutan ini melalui unit sehingga takungan kosong. Bilas dengan mengulangi dengan takungan yang dipenuhi air suam yang bersih.

Penyimpanan

Sekiranya anda tidak akan menggunakan produk untuk tempoh yang lama, cabut palam pengecas daripada alur keluar elektrik, bersihkannya dan simpan di tempat yang dingin dan kering yang jauh dari cahaya matahari.

Penggantian

Gantikan muncung setiap 6 bulan atau dengan segera apabila rosak. Untuk membeli aksesori atau alat ganti, lawati **philips.com** atau pergi ke penjual Philips Sonicare tempatan anda. Anda juga boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pengguna Philips di negara anda (lihat risalah jaminan antarabangsa untuk maklumat perhubungan).

Terdapat alat ganti yang berikut:

- Muncung standard
- Muncung selesa
- Muncung Quad Stream

Nota: Ketersediaan alat ganti mungkin berbeza mengikut negara.

Soalan lazim

Soalan	Jawapan
Bolehkah saya gunakan pencuci mulut atau minyak pati dalam takungan saya?	Tidak disarankan untuk menggunakan minyak pati dalam takungan. Pencuci mulut boleh dicampurkan dengan air dan digunakan dalam takungan. Selepas menggunakan pencuci mulut, bilas peranti untuk mencegah daripada tersumbat dengan mengisi separa takungan dengan air hangat dan menjalankan produk dengan hujungnya dihalakan ke dalam sinki sehingga takungan itu kosong.
Adakah muncung lain muat pada Philips Sonicare Power Flosser saya?	Hanya muncung Philips Sonicare Power Flosser akan berfungsi dengan peranti ini. Muncung daripada jenama lain dan muncung Philips AirFloss tidak serasi dengan produk ini.
Berapa kerapkah perlu saya menggantikan muncung saya?	Kami menasihatkan anda untuk menggantikan muncung anda selepas menggunakan selama 6 bulan. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang pembelian alat ganti di philips.com

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda mungkin hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Peranti tidak "Prime" (air tidak keluar dari muncung semasa penggunaan kali pertama.)	<ul style="list-style-type: none"> - Takungan tidak ditempatkan dengan sepenuhnya. - Peranti tidak cukup panjang untuk 'prime' dengan betul. - Suis jeda pada pemegang berada pada kedudukan "pause". 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan takungan ditempatkan sepenuhnya dengan menolak takungan ke bawah, ke tapak. - Pastikan suis jeda pada pemegang berada pada kedudukan "on" - Jalankan produk selama 30 saat pada keamatan yang tinggi untuk memastikan ada masa yang mencukupi untuk produk itu prime (lihat "Mulakan").
Produk dimatikan dan semua LED mula berkelip.	<ul style="list-style-type: none"> - Produk itu telah berjalan terlalu lama dan menjadi terlalu panas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cabut palam peranti dan jangan gunakan selama dua jam. - Selepas dua jam, pasang palam semula dan jika LED masih berkelip, hubungi khidmat pelanggan.
Kuasa peranti tidak hidup selepas menolak butang kuasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Peranti tidak dipasang palam. - Terdapat kerosakan pada kord kuasa. - Produk tidak berfungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan palam peranti dipasang dengan betul, kedua-dua salur keluar dinding dan ke dalam bahagian bawah peranti. - Periksa kord kuasa untuk kerosakan. - Jika masalah masih tidak dapat dikenal pasti, hubungi khidmat pelanggan.
Dok mekanikal terkeluar daripada peranti.	<ul style="list-style-type: none"> - Peranti terjatuh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tolak dok mekanikal semula ke tempatnya.
Takungan bergetar	<ul style="list-style-type: none"> - Takungan tidak ditempatkan dengan sepenuhnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan takungan ditempatkan sepenuhnya pada tapak peranti dengan menolaknya ke bawah sedikit.

Mencari nombor model

Lihat bawah pangkalan untuk melihat nombor model (HX37XX).

Jaminan dan sokongan

Philips menjamin produknya selama dua tahun selepas tarikh pembelian. Kerosakan disebabkan bahan dan mutu kerja cacat akan dibaiki atau digantikan atas perbelanjaan Philips jika bukti pembelian yang meyakinkan diberikan dalam tempoh kelayakan. Philips mengesyorkan penggunaan Muncung Sonicare asli untuk mendapatkan prestasi yang optimum. Penggunaan Muncung lain boleh merosakkan PowerFlosser anda dan mengehadkan perlindungan waranti anda.

Untuk maklumat produk, sokongan dan arahan pengguna dalam talian, sila lawati:

www.philips.com/support atau baca risalah waranti antarabangsa.

Had waranti

Terma waranti sedunia tidak meliputi yang berikut:

- Takungan
- Muncung
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak diizinkan atau muncung yang tidak dibenarkan.
- Kerosakan disebabkan penyalahgunaan, pengabaian, pengubahsuaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan
- Haus dan lusuh yang biasa termasuklah terserpih, tencalar, lelas, perubahan warna atau kepudaran

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan elektronik secara berasingan.

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและ-
กับคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึง-
แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม
และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป
การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาด-
เจ็บสาหัสได้
อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์

อันตราย

- เก็บอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้าให้ห่างจากน้ำ
- ไม่ควรวางหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในตำแหน่งที่อาจตกหรือ-
อาจพลัดหล่นลงไปในอ่างอาบน้ำหรืออ่างน้ำได้
- ห้ามเอื้อมหยิบผลิตภัณฑ์ที่ตกลงไปในน้ำ
ต้องถอดปลั๊กเครื่องออกทันที
- ห้ามจุ่มอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้าหรือฐานเครื่องลงในน้ำหรือ-
ของเหลวใดๆ
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้าแห้งสนิทก่อน
ที่คุณจะเสียบเข้ากับสายไฟ

คำเตือน

- เก็บอะแดปเตอร์ให้อยู่ห่างจากน้ำ

- หลังจากทำความสะอาดแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะเปิดเตอร์แห้งสนิทก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับเตารีดบนผนัง
- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้เครื่องนี้ได้
หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน
ที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา
โดยไม่มี การควบคุมดูแล
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริโภครักษาของแท้ของ
Philips ใช้แท่นชาร์จได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ใช้เฉพาะสาย USB และหน่วยจ่ายไฟ USB ของแท่นเท่านั้น
หากมีมาให้
- เครื่องใช้นี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้
หากเครื่องเกิดความเสียหาย
โปรดหยุดใช้งานและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
อุปกรณ์ที่มีสายไฟเท่านั้น: หากสายไฟเสียหาย
ให้เปลี่ยนแท่นชาร์จใหม่
- อย่าใช้อะแดปเตอร์กลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางร่างกาย
ห้ามเติมน้ำร้อนลงในที่เก็บน้ำ
ห้ามใส่สิ่งแปลกปลอมลงในที่เก็บน้ำ
- เครื่องนี้ออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดพื้นและหิ้งอก
เท่านั้น

- ห้ามใช้เครื่องในการทำความสะอาดดวงตา หู หรือจมูก
- ความสูงสูงสุดในการใช้เครื่องอยู่ที่ 4,420 เมตร

คำเตือนด้านการแพทย์

- หยุดใช้เครื่องและปรึกษาทันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมากเกินไปหลังการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1 สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากเคยผ่านการผ่าตัดเหงือกหรือศัลยกรรมภายในช่องปากในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้งาน
- หากมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน
- หากมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องนี้
- เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการดำเนินการทางทันตกรรมได้

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips

เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สภาพแวดล้อมการจัดเก็บและการขนส่ง

อุณหภูมิ (การขนส่งและการจัดเก็บ) -10°C ถึง +60°C (14°F ถึง 140°F)

ข้อมูลเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับสู่ Philips ขอแสดงความยินดีกับ Sonicare Power Flosser ตัวใหม่ของคุณ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ philips.com/welcome

สำหรับใช้งาน

Philips Sonicare Power Flosser เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากที่ใช้สำหรับขจัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดแน่นระหว่างฟันและที่ผิวฟัน เพื่อลดฟันผุ รวมถึงบำรุงและรักษาสุขภาพเหงือก อุปกรณ์นี้มิใช่ใช้ที่บ้านสำหรับผู้บริโภคซึ่งโดยปกติใช้อย่างน้อยวันละครั้ง การใช้งานโดยเด็ก (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

Philips Sonicare Power Flosser ของคุณ (รูปที่ 1)

- 1 ฝาปิดที่เก็บน้ำ
- 2 ที่เก็บน้ำ
- 3 ปุ่มโหมด
- 4 สัญลักษณ์ไฟแสดงโหมด
- 5 ปุ่มเปิด/ปิด
- 6 ตัวปรับความแรง
- 7 ท่อยาง
- 8 ที่เก็บสายฉีดล้าง
- 9 ฐาน
- 10 ที่วางด้ามจับ
- 11 ด้ามจับ

- 12 สวิตช์หยุดชั่วคราว
- 13 ปุ่มปล่อยหัวฉีด
- 14 หัวฉีด Quad Stream*
- 15 หัวฉีด Comfort*
- 16 หัวฉีดมาตรฐาน*
- 17 อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า

*หมายเหตุ: อุปกรณ์ในกล่องอาจไม่มีรายการทั้งหมดที่แสดง
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

หัวดูด

หากต้องการทราบว่าหัวฉีดของคุณเป็นประเภทใด
ให้ดูรหัสที่ฐานของหัวฉีด
หัวฉีดแต่ละชนิดให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกัน



ป้ายหัวฉีด	F1	F2	F3
ชื่อหัวฉีด	หัวฉีดมาตรฐาน	หัวฉีด Comfort	หัวฉีด Quad Stream

ประโยชน์

หัวฉีดมาตรฐานที่ให้น้ำเป็นสายเดี่ยวเพื่อจัดเศษอาหารและคราบพลัค

หัวฉีดเป็นยางนุ่ม- เพื่อความสะดวกและง่ายในการวางตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีเหงือกที่บอบบาง

หัวฉีดยางนุ่มที่ให้น้ำไหลเป็นสาย- น้ำรูปกากบาทซึ่งจะช่วยขจัดคราบพลัคอย่างอ่อนโยนสำหรับการทำความสะอาดหมดจดได้อย่างง่ายดาย

โหมด

Power Flosser ของคุณมาพร้อมกับสองโหมด ดังนี้

ทำความสะอาด

โหมดนี้พร้อมตัวนับจังหวะจะให้แรงดันน้ำมาตรฐานเพื่อการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม

ทำความสะอาดแบบล้ำลึก

โหมดนี้พร้อมเทคโนโลยี Pulse Wave

จะให้การสั่นสะเทือนของน้ำที่แรงแต่นุ่มนวลเพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของ "เทคโนโลยี Pulse Wave" และ "ตัวนับจังหวะ" (ดู "คุณสมบัติ")

การเลือกโหมด


- 1 เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด
- 2 กดปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ



การตั้งค่าความแรง

Power Flosser

ของคุณสามารถตั้งค่าความแรงแตกต่างกันได้ 10 ระดับ หากต้องการเปลี่ยนระดับความแรงด้วยตัวเอง ให้เปิดตัวฐานเครื่องและหมุนตัวปรับความแรงเพื่อการตั้งค่าที่คุณต้องการ



หมายเหตุ: ในการใช้ครั้งแรก

โปรดเริ่มใช้อุปกรณ์จากการตั้งค่าต่ำสุด

แนะนำให้เพิ่มความแรงที่คุณใช้หลังจากใช้แล้วเป็นเวลาสอง-สามสัปดาห์


วิธีนี้จะให้ประโยชน์ในการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นเพราะคุณสามารถทนกับการตั้งค่าที่สูงขึ้นได้

คุณสมบัติ

ตัวนับจังหวะ

โหมดทำความสะอาดจะมีตัวนับจังหวะ

คุณสมบัตินี้จะช่วยเตือนให้คุณเลื่อนอุปกรณ์ไปยังส่วนถัดไปของช่องปากโดยการหยุดการไหลของน้ำชั่วคราว



หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะอยู่ในโหมดทำความสะอาดเท่านั้น

การเปิดหรือปิดใช้งานตัวนับจิ้งหะ:

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานตัวนับจิ้งหะโดยกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มโหมดพร้อมกันค้างไว้ 5 วินาที ขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่

- เมื่อมีการปิดการใช้งาน ไฟทั้งหมดจะกะพริบครั้งเดียว
- เมื่อมีการเปิดการใช้งาน ไฟทั้งหมดจะกะพริบสองครั้ง

เทคโนโลยี Pulse Wave

โหมดทำความสะอาดล้ำลึกจะมีคุณสมบัติ "เทคโนโลยี Pulse Wave"

การไหลของน้ำที่มีความแรงเพิ่มขึ้นและลดลงจะทำให้เกิดการหยุดไหลเป็นช่วงสั้นๆ ในระหว่างนั้น

ซึ่งคุณสามารถเลื่อนหัวฉีดไปยังบริเวณถัดไประหว่างฟันของคุณได้

เริ่มใช้งาน

- 1 เชื่อมต่อปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับด้านล่างของฐานเครื่องและเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง 100-240V
- 2 ถอดส่วนเก็บน้ำออกจากฐานเครื่อง

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ก่อนที่คุณจะถอดส่วนเก็บน้ำออก

- 3 เปิดฝาปิด เติมน้ำอุ่นให้ถึงเส้นระดับสูงสุดของที่เก็บน้ำ



- 4 ปิดฝา ใส่ที่เก็บน้ำกลับเข้าไปยังฐานเครื่อง

หมายเหตุ:

กดลงให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างที่เก็บน้ำและฐานเครื่อง



- 5 ใส่หัวฉีดที่คุณต้องการเข้ากับด้ามจับ กดหัวฉีดลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงดัง "คลิก"




- 6 กดปุ่มเปิด/ปิด ที่ฐานเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง เลือกโหมดและความแรงที่คุณต้องการ



- 7 ดึงด้ามจับออกจากฐานเครื่องและหันปลายหัวฉีดไปท่อย่างน้ําเลื่อนสวิตช์หยุดชั่วคราวบนด้ามจับไปยังตำแหน่ง 'เปิด' (เลื่อนขึ้น) และรอนจนกระทั่งน้ำไหลออกมาจากปลายหัวฉีดหยุดการไหลของน้ำโดยเลื่อนสวิตช์หยุดชั่วคราวไปยังตำแหน่ง 'ปิด' (เลื่อนลง)

หมายเหตุ:

ขั้นตอนนี้สำหรับการใช้ครั้งแรกหลังจากการซื้อเท่านั้น




8 กดปุ่มเปิด/ปิด ที่ฐานเครื่องอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

การใช้ Power Flosser ของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์หยุดชั่วคราวบนด้ามจับอยู่ในตำแหน่ง 'ปิด'
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิด ที่ฐานเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง




- 3 นำปลายหัวฉีดเข้าไปในช่องปาก โน้มตัวเหนืออ่างน้ำและหุบริมฝีปากตรงส่วนที่มีหัวพ่นเล็กน้อยเพื่อป้องกันการกระเด็น ให้เหลือที่ว่างพอที่จะให้น้ำไหลออกจากปากลงอ่างน้ำ




หัวฉีดมาตรฐานและหัวฉีด Comfort

ถ้าการเปิดตัวฐานเครื่อง ดังนี้

- a จัดตำแหน่งของหัวฉีดให้อยู่เหนือขอบเหงือกทำมุม 90°




- b เลื่อนสวิตช์หยุดชั่วคราวบนด้ามจับไปยังตำแหน่ง 'เปิด' เพื่อเริ่มปล่อยน้ำ
- c เริ่มจากฟันด้านหลังในกรามบนหรือกรามล่าง เลื่อนปลายหัวฉีดไปตามขอบเหงือกและหยุดชั่วคราวระหว่างฟันแต่ละซี่
ทำความสะอาดต่อเนื่องทั้งด้านในและด้านนอกของฟันของคุณโดยใช้เวลา 30 วินาทีต่อหนึ่งโค้งแนวฟัน



หมายเหตุ:

โปรดอย่าลืมทำความสะอาดด้านในของฟันของคุณ

- d ทำซ้ำกับโค้งแนวฟันอื่นในช่องปากเป็นเวลา 30 วินาทีจนกระทั่งบริเวณระหว่างฟันและรอบๆ ฟันได้รับการทำความสะอาด เป็นเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 1 นาที



หมายเหตุ:


คุณสามารถหยุดการไหลของน้ำขณะใช้โดยเลื่อนสวิตช์หยุดชั่วคราว

คราวบนด้ามจับไปยังตำแหน่ง 'เปิด'
(มอเตอร์จะหยุดทำงานชั่วคราว)


หัวฉีด Quad Stream

ทำการเปิดตัวฐานเครื่อง ดังนี้

- a จัดตำแหน่งของหัวฉีดให้อยู่เหนือขอบเหงือกทำมุม 90°
กตเบาๆ เพื่อให้ปลายหัวฉีดสัมผัสกับขอบเหงือกและฟัน




- b เลื่อนสวิตช์หยุดชั่วคราวบนด้ามจับไปยังตำแหน่ง 'เปิด'
เพื่อเริ่มปล่อยน้ำ
- c เริ่มจากฟันด้านหลังในกรามบนหรือกรามล่าง
เลื่อนปลายหัวฉีดไปตามขอบเหงือกและหยุดชั่วคราวระหว่าง
ฟันแต่ละซี่
ทำความสะอาดต่อเนื่องทั้งด้านในและด้านนอกของฟัน-
ของคุณโดยใช้เวลา 30 วินาทีต่อหนึ่งโคงแนวฟัน



หมายเหตุ:

โปรดอย่าลืมทำความสะอาดด้านในของฟันของคุณ

- d ทำซ้ำกับโคงแนวฟันอื่นในช่องปากเป็นเวลา 30
วินาทีจนกระทั่งบริเวณระหว่างฟันและรอบๆ
ฟันได้รับการทำความสะอาด เป็นเวลาทั้งหมดอย่างน้อย
1 นาที




หมายเหตุ:

คุณสามารถหยุดการไหลของน้ำขณะใช้โดยเลื่อนสวิตช์หยุดชั่วคราวบนด้ามจับไปยังตำแหน่ง 'ปิด'
(มอเตอร์จะหยุดทำงานชั่วคราว)


ทำความสะอาดขायึดสำหรับทันตกรรมจัดฟันด้วยหัวฉีด Quad Stream

- a โปรดวางปลายหัวฉีดเหนือขायึดแต่ละอันเพื่อทำความสะอาดรอบๆ ขायึดสำหรับทันตกรรมจัดฟัน
- b ค่อยๆ หมุนปลายหัวฉีดเป็นวงกลมเล็กๆ ไปรอบๆ ขायึดก่อนที่จะย้ายไปยังขायึดของฟันซี่ถัดไป



หลังเลิกใช้งานในแต่ละครั้ง

- 1 เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่อง
- 2 ถอดที่เก็บน้ำและเทน้ำออกให้หมด
- 3 ถอดหัวฉีดออกจากด้ามจับโดยกดปุ่มปล่อยออกที่ด้านหลังของด้ามจับ



- 4 ล้างทำความสะอาดหัวฉีดโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน
- 5 ใสหัวฉีดกลับไปยังด้ามจับ



- 6 เช็ดน้ำส่วนเกินออกให้แห้งจากสายฉีดล้างและด้ามจับ





การทำความสะอาด

จำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องสับดาห้ละครั้ง
ทำความสะอาดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมดังนี้
ที่เก็บน้ำและฝาปิด

			
	✓	✓	✓

ค่อยๆ ถอดที่เก็บน้ำออกจากอุปกรณ์
ที่เก็บน้ำสามารถล้างทำความสะอาดด้วยมือโดยใช้น้ำอุ่นและ
สบู่อ่อนหรือทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน





ฐานเครื่องและด้ามจับ

			
	✓	✗	✗

หากจำเป็น

คุณสามารถทำความสะอาดพิวดำนนอกของฐานเครื่องและด้ามจับด้วยผ้านุ่มและสบู่อ่อน

หัวดูด

			
	✓	✓	✓

การทำความสะอาดเป็นประจำ:

ถอดหัวฉีดออกจากด้ามจับ

ล้างทำความสะอาดปลายหัวฉีดโดยเปิดน้ำอุ่นไหลผ่าน

ทุกๆ สองถึงสามเดือน หรือหากหัวฉีดของคุณอุดตัน:

แช่หัวฉีดในภาชนะที่มีน้ำ 2 ส่วน น้ำส้มสายชู 1 ส่วน เป็นเวลา 5 นาที ล้างหัวฉีดด้วยน้ำอุ่น

ส่วนประกอบภายใน สายฉีดล้าง และด้ามจับ
 เติมน้ำอุ่นลงในที่เก็บน้ำและใส่น้ำส้มสายชูขาว 1-2 ช้อนโต๊ะ
 ดึงด้ามจับออก
 หันหัวฉีดไปยังอ่างน้ำและเปิดใช้เครื่องเพื่อให้สารละลายไหล
 ผ่านทั้งเครื่องจนกระทั่งที่เก็บน้ำแห้ง
 ล้างโดยทำซ้ำด้วยน้ำอุ่นที่สะอาดเติมที่เก็บน้ำ

การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
 ให้ถอดปลั๊กออกจากตัวรับไฟฟ้า
 ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น
 และห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด

การเปลี่ยนอะไหล่

เปลี่ยนหัวฉีดทุก 6 เดือนหรือทันทีหากชำรุด
 หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่
philips.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips Sonicare
 ในพื้นที่ของท่าน และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
 Philips ในประเทศของคุณได้อีกด้วย
 (ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับ
 ประกันทั่วโลก)

อะไหล่ที่วางจำหน่ายมีดังต่อไปนี้:

- หัวฉีดมาตรฐาน
- หัวฉีด Comfort
- หัวฉีด Quad Stream

หมายเหตุ: อะไหล่อาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม	คำตอบ
สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากหรือน้ำมันหอมระเหยใส่ในที่เก็บน้ำได้หรือไม่	ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันหอมระเหยใส่ในที่เก็บน้ำ น้ำยาบ้วนปากสามารถใช้ผสมกับน้ำเปล่าและใช้ใส่ในที่เก็บน้ำได้ หลังจากการใช้น้ำยาบ้วนปากให้ล้างอุปกรณ์เพื่อป้องกันการอุดตันโดยเติมน้ำอุ่นส่วนหนึ่งลงในที่เก็บน้ำและให้น้ำไหลผ่านเครื่องโดยหันปลายหัวฉีดไปยังอ่างน้ำจนกระทั่งที่เก็บน้ำแห้ง
สามารถใช้หัวฉีดอื่นกับ Philips Sonicare Power Flosser ได้หรือไม่	เฉพาะหัวฉีด Philips Sonicare Power Flosser เท่านั้นที่จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้ หัวฉีดจากแบรนด์อื่นและหัวฉีด Philips AirFloss จะไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์นี้ได้
จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดบ่อยแค่ไหน	เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนหัวฉีดหลังใช้งานเป็นเวลา 6 เดือน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ได้ที่ philips.com

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่

www.philips.com/support

หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศไทยของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
อุปกรณ์ "ไม่พร้อมใช้งาน" (น้ำไม่ไหลออกมาจาก หัวฉีดเมื่อใช้ครั้งแรก)	<ul style="list-style-type: none"> - ใส่ที่เก็บน้ำไม่สนิท - อุปกรณ์ไม่ได้เปิดใ ใช้งานนานพอที่จะท ำให้ใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง - สวิตช์หยุดชั่วคราว บนด้ามจับอยู่ในต ำแหน่ง "หยุดชั่วคราว" 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ที่เก็บ น้ำสนิทโดยกดลงไปยังฐานเ เครื่อง - ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าสวิตช์หยุด ชั่วคราวบนด้ามจับอยู่ในต่า แหน่ง "เปิด" - ให้อุปกรณ์ทำงานเป็นเวลา 30 วินาทีด้วยความแรงสูงเพื่อใ ห้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอที่อ ุปกรณ์จะพร้อมใช้งาน (ดู "เริ่มใช้งาน")
อุปกรณ์เปิดตัวเองแล ะไฟ LED ทุกดวงเริ่มกะพริบ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้งานอุปกร ณ์นานเกินไปและเกิ ดภาวะความร้อนเกิ น 	<ul style="list-style-type: none"> - ถอดปลั๊กอุปกรณ์และไม่ใช้ งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง - หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ให้เสียบปลั๊กกลับไปใหม่และ หากไฟ LED ยังคงกะพริบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่เปิดหลังจากกดปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์ - สายไฟชำรุดเสียหาย - อุปกรณ์การทำงานผิดปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเสียบปลั๊กอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว - ทิ้งกับเต้ารับที่ผนังและที่บริเวณฐานของอุปกรณ์ - ตรวจสอบหากสายไฟชำรุด - หากยังไม่สามารถระบุปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ที่วางด้ามจับหลุดออกมาจากอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำอุปกรณ์ตก 	<ul style="list-style-type: none"> - ใส่ที่วางด้ามจับกลับเข้าที่
ที่เก็บน้ำส่งเสียงรัว	<ul style="list-style-type: none"> - ใสที่เก็บน้ำไม่สนิท 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใสที่เก็บน้ำเข้ากับฐานเครื่องจนแน่นสนิทโดยกดลงไปเล็กน้อย

การระบุหมายเลขรุ่น

ดูหมายเลขรุ่น (HX37XX) ใต้ที่ด้านล่างของฐานเครื่อง

การรับประกันและสนับสนุน

Philips

รับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุและการผลิตจะได้รับการซ่อมแซมและเปลี่ยนแทนโดยที่ Philips เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มิใช่หลักฐานการซื้อที่น่าเชื่อถือภายในระยะเวลาที่กำหนด Philips ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะหัวฉีด Sonicare

ของแท้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานหัวฉีดอื่นอาจทำให้ PowerFlosser ของคุณชำรุดและจำกัดการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

ข้อจำกัดในการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบบทั่วโลกจะไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

- ที่เก็บน้ำ
- หัวดูด
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้หัวฉีดที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเมิดเงื่อนไขการใช้ การใช้โดยละเอียดและประมาณการดัดแปลง หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การชำรุดและการฉีกขาดที่เกิดขึ้นโดยปกติ ซึ่งรวมถึงการแตกกะเทาะ รอยครูด รอยขีดข่วน สีเปลี่ยนหรือสีซีดจาง

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

— |

| —

— |

| —

www.philips.com/Sonicare

©2023 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300005334012 (20/09/2023)

