


PHILIPS

sonicare

9900 Prestige







English 6
한국어 24

Introduction



Congratulations on your new Philips Sonicare power toothbrush! Superior plaque removal, whiter teeth, and healthier gums are at your fingertips. Using Sonicare's combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you're getting the very best clean, every time. Further support and product registration are available to you at: **www.philips.com/Prestige-Get-Started**
Welcome to the Philips Sonicare family!

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Keep the charger away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use the charger provided with the product. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.

- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support'). If the cord is damaged, replace the charger with a new one.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

- To charge the battery, only use the USB wall adapter, charging base and charging travel case provided with the product: WAA1001, WAA2001, HX9200 or HX9200/B, and TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 or CBB2001. Do not use an extension cord.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes equipped with a radio frequency interface (Bluetooth or BrushSync) are in compliance with Directive 2014/53/EU.

- Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz
- Maximum Bluetooth radio frequency power: 3 dBm
- NFC radio frequency: 13.56 MHz
- Maximum NFC radio frequency power: 30.16 dBm

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.philips.com/support

Intended use

Sonicare Prestige power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. Prestige power toothbrushes are intended for consumer home use. Use by children should be supervised by an adult.


Your Philips Sonicare

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Premium All-in-One brush head (A3)
- 3 BrushSync symbol
- 4 Handle
- 5 Power on/off button
- 6 Intensity indicator and hidden button
- 7 SenseIQ indicator
- 8 Brush head replacement reminder indicator
- 9 Battery indicator
- 10 Brushing feedback light
- 11 Charging base
- 12 Charging stand
- 13 USB-A wall adapter
- 14 USB-C cord
- 15 Charging travel case
- 16 USB-C socket

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

The following symbols may appear on the product:
Read Operator's Manual.





Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

Sonicare App - Getting Started

The Sonicare app pairs with your toothbrush to provide you a connected experience. By connecting your toothbrush to your Sonicare app account, you will be able to:

- Customize your Sonicare toothbrush settings according to your preferred modes, intensity and toothbrush feedback.
- Track your brushing progress.
- Receive personalized tips and actionable recommendations to improve your oral health.
- Access the full range of benefits and receive ongoing upgrades to your Prestige experience.

The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones. More information is available at

www.philips.com/Prestige-Get-Started

To start using the Sonicare app:



- 1 Download the Sonicare app to your phone.
- 2 Ensure your phone's Bluetooth is turned on.
- 3 Pick up your toothbrush to ensure it is active (lights on).
- 4 Open the app and follow guided steps.
- 5 Pair your toothbrush with the app.
- 6 Create your account via the app. Complete firmware update, if prompted, to access the latest improvements and features.
- 7 Brush regularly. You are ready to start your connected experience. When you regularly sync the toothbrush with the app, you can receive updates to help improve your oral healthcare.

8 Sync regularly.

- **To sync manually:** Pair/connect your toothbrush with the app every couple of weeks to benefit from the app features/capabilities.
- **To sync automatically:** Allow location permission while setting up the app. By allowing location permissions, your phone knows when it is in the connection range of your toothbrush and can refresh your brushing data to the app to provide the latest insights and recommendations

Note: Make sure your phone's Bluetooth is turned on when using the app so that your toothbrush can transfer and update your brushing data to the app. If you have questions about why your brushing data is collected, be sure to review the Sonicare Privacy Statement, available throughout the app setup process.

App - Features

The Sonicare App provides customizable settings for your toothbrush according to your preference, including:

- Intensity Settings
- Mode Controls
- Enable and disable Adaptive Intensity
- Enable and disable Scrubbing feedback


Brush Head

Your Sonicare Prestige power toothbrush comes with the new "Premium All-in-One brush head" (A3). This brush head is specifically designed to provide exceptional plaque removal, whitening (stain removal), and gum health benefits.

Premium All-in-One brush heads come with BrushSync Technology (see description below) as indicated by the  symbol at the bottom of the brush head.

To explore our full range of brush head options, please visit our website for more information:

www.philips.com/toothbrush-heads



Using your Philips Sonicare


Brushing instructions

- 1 Push the brush head firmly onto the handle.




Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

- 2 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.




- 3 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees). Apply light pressure to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.



Note: Keep the center of the brush head in contact with the teeth at all times.

- 4 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.






- 5 Apply light pressure to maximize Philips Sonicare's effectiveness and let the Philips Sonicare toothbrush do the brushing for you.




Note: The bristles should slightly flare. Do not scrub. A change in vibration from the handle and the brushing feedback light flashes purple to alert you when you apply too much pressure.

Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.



- 6 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.



- 7 The BrushPacer divides the brushing time into six equal segments and indicates when you should move to the next area. Segments are indicated with a brief pause in vibration. The toothbrush automatically stops at the end of the brushing session.


Note: Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces, dental modifications and dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Brushing modes

Your power toothbrush comes pre-set to the all-in-one clean mode that provides the dentist recommended 2 minute brushing routine, with a six segment brush pacer. To personalize your brushing mode you can customize your power toothbrush settings from the Sonicare app (see 'Sonicare App - Getting Started').


Note: Although a mode is not displayed on the toothbrush handle, you can update the mode any time from the Sonicare App and your selection will be stored.

Intensity settings



Your power toothbrush comes with 3 different intensity settings:


- High intensity (three lights)
- Medium intensity (two lights)
- Low intensity (one light)



To manually select your desired intensity, press the intensity indicator lights on the handle, to cycle through the options. The intensity setting can be changed before, during, or after brushing.

Note: The intensity setting can also be customized from the Sonicare app.

BrushSync technology



BrushSync technology enables your brush head to communicate with your handle using a microchip. The  symbol at the bottom of the brush head indicates that the brush head is equipped with this technology.


BrushSync technology enables:

- Brush head replacement reminder
- BrushSync mode pairing (for Tongue Care brush heads)

Features

- SenselQ
- Pressure Sensor Feedback
- Adaptive Intensity
- Scrubbing Feedback
- BrushPacer
- Brush head replacement reminder

SenselQ



Your Sonicare is equipped with SenselQ technology that is a combination of smart features that observe your brushing behaviors (e.g. motions, habits, brush head choice) and provide personalized feedback and recommendations.

The SenselQ features include:

- Adaptive Intensity

- Real time feedback:
 - Scrubbing Feedback
 - Pressure Sensor Feedback
- Personalized recommendations in the app
- Brushing behavior feedback in the app

The SenseIQ icon on the handle will illuminate when the smart features are active:

- while brushing
- to confirm enabling and disabling of settings

Pressure Sensor Feedback



Your Sonicare toothbrush measures the pressure you apply while brushing to protect your gums and teeth from damage.

If you apply excess pressure, the handle will change its vibration and the brushing feedback light will flash (purple) at the bottom of the handle until you reduce the pressure.

Note: The Pressure Sensor comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

Adaptive intensity

Your Sonicare toothbrush is designed with Adaptive Intensity to protect your gums. If you apply excess pressure for an extended period of time, your toothbrush will automatically lower the intensity setting 1 level. You will experience a brief pause in the pressure feedback and feel the intensity adjust to the next lower level.

Note: Adaptive Intensity comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

Note: Every new brushing cycle the intensity will go back to your pre-selected setting.

Scrubbing Feedback


Your Sonicare toothbrush measures the motions while brushing to detect scrubbing behavior (see brushing instructions for optimal technique). If you regularly scrub while brushing, the app will recommend that you enable Scrubbing Feedback.



When Scrubbing Feedback is activated the brushing feedback light at the bottom of the handle will illuminate amber and the handle will change its vibration as a reminder to stop scrubbing. The brushing feedback light will turn off when you stop scrubbing.

Note: Scrubbing Feedback comes deactivated. To activate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

BrushPacer




The BrushPacer divides the brushing time into six equal segments and indicates when you should move to the next area. Segments are indicated with a brief pause in vibration. The toothbrush automatically stops at the end of the brushing session.

Note: Additional segments may be added when you use White+ or Gum Health Modes. See Sonicare app for mode descriptions.

Brush head replacement reminder

Your Sonicare toothbrush will track the wear of your smart brush head, using the BrushSync technology to measure:

- The overall pressure you apply while brushing
 - The total time you have brushed with your brush head
- Once your brush head is no longer effective, the brush head replacement reminder indicator light will blink amber and the handle will make a series of beeps and tones to indicate it is time to replace your brush head.



Note: The brush head replacement reminder comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- Adaptive Intensity
- Pressure Sensor Feedback
- Scrubbing Feedback
- Brush head replacement reminder

Note: Adaptive Intensity will be deactivated when pressure sensor is deactivated.

From app

The following features can be activated or deactivated from the Sonicare app.

- Adaptive Intensity
- Scrubbing Feedback

For instruction for how to connect to the app (see 'Sonicare App - Getting Started').

From handle

Step 1: Place the handle on the charging stand.

Step 2: Press and hold power button for:



Adaptive intensity	Brush head replacement reminder	Pressure Sensor Feedback
up to 3 seconds	Up to 5 seconds	Up to 7 seconds
↓	↓	↓
Step 3: Let go power button when you hear		
1 beep	1 beep and then 2 beeps	1 beep, 2 beeps and then 3 beeps
↓	↓	↓
SenseIQ indicator lights up for 3 seconds	Brush head replacement reminder indicator lights up for 3 seconds	SenseIQ indicator and light ring lights up purple for 3 seconds
Together with:		



If you see the battery indication blink white 3 times and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.


OR




If you see battery indication blink amber 3 times and hear 3 tones high to low, then the feature has been deactivated.

Charging and battery status


Charging on charger base




- 1 Plug the USB cord of the charging base into the USB wall adapter and plug the wall adapter into an electrical outlet.



- 2 Place the charging stand (clear cover) on the charging base.




- 3 Place the toothbrush handle on the charger.




- a To indicate charging has started successfully, the toothbrush will beep twice and the lights will illuminate in an upward motion.
 - b While charging the battery indicator blinks in white.
- 4 Leave the toothbrush on the charger until it is fully charged. The battery light will turn off (stop blinking) when the handle has finished charging.

Note: It may take up to 16 hours to fully charge your Sonicare toothbrush.


Charging with the travel case



- 1 Plug the USB cord into the travel case and into the USB wall adapter.
- 2 Plug the wall adapter into an electrical outlet.




- 3 Place toothbrush into travel case.



- a To indicate charging has started successfully, the toothbrush will beep twice and the lights will illuminate in an upward motion.
 - b While charging the battery indicator blinks in white.
- 4 Leave travel case plugged in until toothbrush is fully charged. The battery light will turn off (stop blinking) when the handle has finished charging.

Note: Make sure the travel case is placed on its side for better stability.



Battery Status (when handle is on a working charger or travel case)

When the handle is placed on the charger or in the travel case, the battery indication will communicate the battery level.

Battery status	Battery indication
Charging	Blinks in white
Full	Illuminates white for 30 seconds and then turns off.

Battery Status (when handle is not placed on Charger)

When the toothbrush is awake, the battery light at the bottom of the handle will indicate the status of the battery.


Battery status	Battery indication	Sound
Full	Illuminated in white	-
Partially full	Blinks white	-
Low	Blinks amber	The handle emits 3 beeps after brushing
Empty	Blinks amber	The handle emits 2 sets of beeps after brushing


Cleaning

Brush head and handle


The brush heads and handle can be cleaned by rinsing it with warm water.

- 1 Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.





- 2 Rinse the entire handle, especially the brush head connection. Gently clean around the rubber seal. At least once a week.



Note: Do not push on the rubber seal at the top of the handle.

Travel case and charger

- 1 Unplug the charger and travel case before you clean them.
- 2 Use damp cloth to wipe the surface of the charger and travel case.

Danger: Unplug the USB wall adapter and chargers before cleaning them.

Cautions:

- Do not clean the product or accessories in the dishwasher.
- Do not use isopropyl alcohol, vinegar, bleach, or any other house hold cleaning products, to clean the product or accessories as this may cause discoloration.
- Make sure brush head and toothbrush are dry before storing in travel case.
- Do not use essential oils to clean the brush head, the product or accessories as this can cause damage

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible Cause	Solution
I cannot fully attach the brush head. There is a gap between the brush head and handle.		This gap is normal and is needed for the brush head to vibrate appropriately.
My Philips Sonicare toothbrush vibration is less powerful than before.	The adaptive intensity function has been activated, the pressure sensor has been activated (see 'Pressure Sensor Feedback'), or the intensity was accidentally changed.	Turn off the adaptive intensity and/or the pressure sensor function (see 'Activating or deactivating features'), and/or raise the intensity level by pressing the intensity indicator light to the desired level (see 'Intensity settings').
My Philips Sonicare toothbrush is missing parts.	The missing parts are not included with the model you purchased.	The accessories and the number of brush head attachments are dependent on the model number you have purchased. You can find the HX model number at the bottom of your handle to identify what comes with your handle.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on www.philips.com/support.

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

소개



Philips Sonicare 전동 칫솔을 새로 구매해 주셔서 감사합니다! 우수한 플라그 제거, 치아 착색 제거 및 건강한 잇몸을 체험하실 수 있습니다. 부드러운 음파 기술과 임상적으로 개발 및 검증된 기술이 결합된 소닉케어를 사용하면 매번 최적의 세정 효과를 얻을 수 있다는 점을 확인할 수 있습니다.

추가 지원 및 제품 등록은 www.philips.com/Prestige-Get-Started에서 하실 수 있습니다.

Philips Sonicare의 가족이 되신 것을 환영합니다!

중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

경고

- 충전기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 세척한 경우 충전기를 완전히 건조시킨 다음에 다시 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 본 장비를 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 또한 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 제공되는 경우 원래 USB 케이블 및 USB 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 본 제품에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 제품에 손상된 부분이 있으면 사용을 중단하고 해당 국가 (보기 "품질 보증 및 지원")의 고객 상담실에 문의하십시오. 코드가 손상된 경우 충전기를 새 충전기로 교체하십시오.

- 충전기를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.
- 본 제품은 치아, 잇몸, 혀만을 세정하기 위한 용도로 설계되었습니다.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일 이상 지나도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 사용하십시오.
- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 칫솔모의 모가 늘거나 휘면 사용을 중단하십시오. 3개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.
- 사용하는 치약에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염 (일반적 미백 치약 성분)이 포함된 경우, 양치질을 하고 난 후 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어 내십시오. 이렇게 해야 플라스틱 부분의 손상을 방지할 수 있습니다.
- 에센셜 오일 또는 코코넛 오일이 함유된 제품과 직접적으로 닿지 않도록 하십시오. 닿을 경우 칫솔모가 빠질 수 있습니다.
- 배터리를 충전하려면 제품과 함께 제공된 USB 벽면 어댑터, 충전대 및 충전 여행용 케이스만 사용하십시오. WAA1001, WAA2001, HX9200 또는 HX9200/B 및 TCC1001, TCC2001, TCC3001, CBB1001 또는 CBB2001. 연장선을 사용하지 마십시오.
- 제품은 0 °C - 40 °C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 대리점에 문의하십시오.

- 제품과 배터리를 전자레인지 또는 인덕션 조리기구에 넣지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.
- 배터리가 손상되거나 누액이 발생한 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 행구고 치료를 받으십시오.

EMF (전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

무선 장비 지침

무선 주파수 인터페이스(Bluetooth 또는 BrushSync)가 장착된 필립스 전동칫솔은 Directive 2014/53/EU를 준수합니다.

- Bluetooth 무선 주파수: 2.4GHz
 - 최대 Bluetooth 무선 주파수 출력: 3dBm
 - NFC 무선 주파수: 13.56MHz
 - 최대 NFC 무선 주파수 전력: 30.16dBm
- EU 적합성 선언의 전문을 볼 수 있는 인터넷 주소:
www.philips.com/support

용도

소닉케어 프레스티지 전동칫솔은 충치를 줄이고 구강 건강을 개선하고 유지할 수 있도록 치아에 붙어있는 플라그 및 음식물 잔여물을 제거합니다. 프레스티지 전동칫솔은 가정에서 사용하는 고객을 위한 제품입니다. 어린이는 성인의 감독하에 제품을 사용해야 합니다.

Philips Sonicare


- 1 위생 칫솔모 캡
- 2 프리미엄 울인원 칫솔모(A3)
- 3 BrushSync 기호
- 4 핸들
- 5 전원 버튼
- 6 강도 표시등 및 숨겨진 버튼
- 7 SenselQ 표시등
- 8 칫솔모 교체 알림 표시등

- 9 배터리 표시기
- 10 양치질 피드백 표시등
- 11 충전대
- 12 충전대
- 13 USB-A 벽면 어댑터
- 14 USB-C 코드
- 15 여행용 충전 케이스
- 16 USB-C 소켓

참고: 제품 구성품은 구입한 모델에 따라 다릅니다.

제품에 다음과 같은 기호가 나타날 수 있습니다.

사용 설명서를 읽으십시오.



분리형 전원 공급 장치 부품: "xxxxxx"는 사용할 승인된 충전기의 모델 번호를 나타냅니다.

소닉케어 앱 - 시작하기

소닉케어 앱은 칫솔과 페어링하여 커넥티드 경험을 제공합니다. 칫솔을 소닉케어 앱 계정에 연결하면 다음을 실행할 수 있습니다.

- 선호하는 모드, 강도 및 칫솔 피드백에 따라 소닉케어 칫솔 설정을 사용자 지정합니다.
- 양치질 진행 상황을 추적합니다.
- 구강 건강을 개선하기 위해 맞춤형 팁과 실행 가능한 권장 사항을 받습니다.
- 모든 혜택에 접근하고 고객님의 프레스티지 칫솔에 대한 경험을 지속적으로 업그레이드 받습니다.

앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다. 자세한 내용은 **www.philips.com/Prestige-Get-Started**를 참조하십시오.

소닉케어 앱 사용을 시작하려면 다음을 수행합니다.





- 1 휴대전화에 소닉케어 앱을 다운로드합니다.
- 2 휴대전화의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.
- 3 칫솔이 설정되었는지 확인하기 위해 칫솔을 집어듭니다(표시등 켜짐).
- 4 앱을 열고 지침 단계를 따릅니다.
- 5 칫솔과 앱을 페어링합니다.
- 6 앱을 통해 계정을 만듭니다. 메시지가 나타나면 최신 개선사항과 기능에 접근 가능한 펌웨어 업데이트를 완료하십시오.
- 7 정기적으로 양치질합니다. 커넥티드 경험을 시작할 준비가 완료되었습니다. 칫솔을 앱과 정기적으로 동기화하면 구강 건강 관리를 개선하는 데 도움이 되는 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 8 정기적으로 동기화합니다.
 - **수동으로 동기화하려면 다음을 수행합니다.** 앱 기능의 혜택을 누리려면 몇 주마다 칫솔을 앱과 페어링/연결합니다.
 - **자동으로 동기화하려면 다음을 수행합니다.** 앱을 설정하는 동안 위치 권한을 허용합니다. 위치 권한을 허용하면 휴대 전화가 칫솔의 연결 범위를 인식하고 양치 데이터를 앱에서 갱신하여 최신 인사이트와 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

참고: 칫솔이 양치 데이터를 앱으로 전송하고 업데이트할 수 있도록 앱을 사용할 때 휴대 전화의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다. 양치 데이터를 수집하는 이유에 관한 문의사항이 있다면, 앱 설정을 진행하는 내내 확인할 수 있는 소닉케어 개인정보 보호정책을 반드시 검토하십시오.


앱 - 기능

소닉케어 앱은 다음과 같은 기본 설정에 따라 칫솔에 대한 사용자 지정 가능한 설정을 제공합니다.

- 강도 설정
- 모드 컨트롤
- 적응 강도 설정 및 해제
- 문지름 피드백 설정 및 해제

칫솔모

소닉케어 프레스티지 전통칫솔에는 새로운 "프리미엄 올인원 칫솔모"(A3)가 함께 제공됩니다. 이 칫솔모는 뛰어난 플러그



제거, 착색 제거, 잇몸 건강상의 이점을 제공하도록 특별히 설계되었습니다.

프리미엄 올인원 칫솔모에는 칫솔모 하단의  기호 표시에 따라 BrushSync 기술(아래 설명 참조)이 함께 제공됩니다. 칫솔모 옵션의 전체 범위를 탐색하려면 필립스 웹 사이트에서 자세한 내용을 확인하십시오.

www.philips.com/toothbrush-heads

필립스 소닉케어 사용

양치질 방법





- 1 칫솔모를 핸들 쪽으로 강하게 미십시오.

참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 생기는 것은 정상입니다. 이렇게 하면 칫솔모가 적절하게 진동합니다.

- 2 칫솔모에 소량의 치약을 바르십시오.

- 3 칫솔모를 치아에 45도 정도로 살짝 비스듬하게 올려 놓습니다. 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 살짝 닿도록 약하게 압력을 가합니다.

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.



양치질 모드

- 4 전원 버튼을 눌러 Philips Sonicare를 켜십시오.

- 5 Philips Sonicare의 효과를 극대화하려면 칫솔모를 치아에 대고 세게 문지르지 마시고, 필립스 소닉케어 음파칫솔이 양치질을 하도록 맡겨두십시오.

참고: 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야 합니다. 문지르지 마십시오. 너무 많이 압력을 가하면 핸들에서 진동이 변경되고 양치질 피드백 표시등이 보라색으로 깜박거리 이를 알려줍니다.

치아를 향해 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 움직여서 칫솔모의 끝 부분이 치아 사이 사이에 위치하도록 합니다. 이 방식으로 치아 전체를 닦습니다.

- 6 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 핸들을 수직 상태에서 살짝 기울인 후 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 양치질을 합니다.

- 7 브러시페이스서는 양치질 시간을 6개의 동일한 구역으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 나타냅니다. 각 구역은 진동이 잠시 일시 정지되며 알려줍니다. 칫솔은 양치질이 완료되면 자동으로 중지됩니다.


참고: Philips Sonicare 칫솔은 치아 교정기, 치아 조정 및 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)에 사용해도 안전합니다.

전동칫솔은 치과 의사가 추천하는 2분의 양치질 루틴을 제공하는 올인원 클린 모드로 미리 설정되어 있으며, 6개 구역 칫솔 페이스가 제공됩니다.

양치질 모드를 맞춤 설정하려면 소닉케어 앱 (보기 "소닉케어 앱 - 시작하기")에서 전동칫솔 설정을 사용자 지정합니다.

참고: 칫솔 핸들에는 모드가 표시되지 않지만 소닉케어 앱에서 언제든지 모드를 업데이트할 수 있으며 선택 항목은 저장됩니다.

강도 설정




전동칫솔에는 세 가지 강도 설정이 있습니다.

- 높은 강도(3개의 표시등)
- 중간 강도(2개의 표시등)
- 약한 강도(1개의 표시등)

원하는 강도를 수동으로 선택하려면 핸들의 강도 표시등을 눌러 원하는 옵션을 선택합니다. 양치질 전, 도중 또는 후에 강도 설정을 변경할 수 있습니다.

참고: 강도 설정은 소닉케어 앱에서도 사용자가 지정할 수 있습니다.

브러시싱크 기술



BrushSync 기술을 통해 칫솔모가 마이크로칩으로 핸들과 통신할 수 있습니다. 칫솔모 하단의  기호는 칫솔모에 이 기술이 적용되어 있음을 표시합니다.


BrushSync 기술을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 칫솔모 교체 알림
- BrushSync 모드 페어링(허 관리 칫솔모용)

기능

- SenselQ
- 압력 센서 피드백
- 적응 강도
- 문지름 피드백
- 칫솔페이서
- 칫솔모 교체 알림

SenselQ



소닉케어는 양치질 동작(예: 움직임, 습관, 칫솔모 선택)을 관찰하고 맞춤형 피드백과 권장 사항을 제공하는 스마트 기능의 조합인 SenselQ 기술이 탑재되어 있습니다.

SenselQ 기능은 다음과 같습니다.

- 적응 강도
- 실시간 피드백:
 - 문지름 피드백
 - 압력 센서 피드백
- 앱의 맞춤형 권장 사항
- 앱의 양치질 동작 피드백

스마트 기능이 활성화되면 핸들의 SenselQ 아이콘이 켜집니다.

- 양치질하는 동안
- 설정의 활성화 및 비활성화를 확인하기 위해

압력 센서 피드백



소닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 손상되지 않도록 보호하기 위해 양치질하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다.

과도한 압력을 가하면 핸들이 압력을 낮출 때까지 진동을 변경하고 앱을 하단에서 양치질 피드백 표시등이 보라색으로 깜박입니다.

참고: 압력 센서는 제품에 설정되어 있습니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

적응 강도

소닉케어 칫솔은 잇몸을 보호하기 위해 적응 강도로 설계되었습니다. 장시간 과도한 압력을 가하면 칫솔은 강도 설정 1 레벨을 자동으로 낮춥니다. 압력 피드백에서 잠시 일시 중지가 되고 강도의 수준이 한 단계 더 낮아졌음이 느껴집니다.

참고: 적응 강도는 제품과 함께 설정됩니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

참고: 새 양치질 주기마다 강도가 미리 선택된 설정으로 돌아갑니다.

문지름 피드백

소닉케어 칫솔은 문지름 동작을 감지하기 위해 양치질을 하는 동안 움직임을 측정합니다(최적의 기술은 양치질 지침 참조).




양치질하는 동안 정기적으로 문지르는 경우 앱에서는 사용자가 문지름 피드백을 설정할 것을 권장합니다.

문지름 피드백이 설정되면 핸들 하단의 양치질 피드백 표시등이 황색으로 켜지고 핸들의 진동이 변경되어 문지름 중지를 알립니다. 문지름을 중지하면 양치질 피드백 표시등이 꺼집니다.

참고: 문지름 피드백이 해제됩니다. 이 기능을 설정하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

브러시페이서



브러시페이서는 양치질 시간을 6개의 동일한 구역으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 나타냅니다. 각 구역은 진동이 잠시 일시 정지되며 알려줍니다. 칫솔은 양치질이 완료되면 자동으로 중지됩니다.

참고: White+ 또는 Gum Health 모드를 사용할 때 추가 세그먼트가 추가될 수 있습니다. 모드 설명은 소니케어 앱을 참조하십시오.


칫솔모 교체 알림

소니케어 칫솔은 다음을 측정하는 BrushSync 기술을 사용하여 스마트 칫솔모의 마모를 추적합니다.

- 양치질하면서 가하는 전반적인 압력
- 칫솔모로 양치질한 총 시간

칫솔모가 더 이상 사용할 수 없게 되면 칫솔모 교체 알림 표시등이 황색으로 깜박이고 핸들에서 일련의 신호음을 내 칫솔모 교체 시기를 알립니다.

참고: 칫솔모 교체 알림은 제품에 활성화되어 있습니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.



기능 설정 또는 해제

칫솔의 다음 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 적응 강도
- 압력 센서 피드백
- 문지름 피드백
- 칫솔모 교체 알림

참고: 압력 센서가 해제되면 적응 강도가 해제됩니다.

앱에서

다음 기능은 소니케어 앱에서 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 적응 강도
 - 문지를 피드백
- 앱 (보기 "소닉케어 앱 - 시작하기")에 연결하는 방법에 대한 지침입니다.

핸들에서

1단계: 충전대에 핸들을 꽂습니다.



2단계: 전원 버튼을 다음 시간 동안 길게 누릅니다.

적응 강도	칫솔모 교체 알림	압력 센서 피드백
최대 3초	최대 5초	최대 7초
↓	↓	↓
3단계: 신호음을 들으면 전원 버튼에서 손을 땀		
신호음 1회	신호음 1회 후 2회	신호음 1회, 2회 후 3회
↓	↓	↓
SenseIQ 표시등이 3초 동안 켜짐	칫솔모 교체 알림 표시등이 3초 동안 켜짐	SenseIQ 표시기 및 표시등이 3초 동안 보라색으로 표시

다음도 함께 제공:



배터리 표시등이 흰색으로 3회 깜박이고 낮은 신호음에서 높은 신호음이 3회가 들리면 기능이 설정된 것입니다.


또는



배터리 표시등이 황색으로 3회 깜박이고 높은 신호음에서 낮은 신호음이 3회가 들리면 기능이 해제된 것입니다.


충전 및 배터리 잔량

충전대에서 충전




- 1 충전대의 USB 코드를 USB 벽면 어댑터에 연결하고 벽면 어댑터를 전기 콘센트에 연결합니다.

- 2 충전 스탠드(투명 커버)를 충전대에 놓습니다.



- 3 칫솔 핸들을 충전기에 꽂습니다.




- a 충전이 성공적으로 시작되었음을 알리기 위해 칫솔에서 알람음이 두 번 나고 표시등이 위쪽으로 켜집니다.
- b 충전하는 동안 배터리 표시기가 흰색으로 깜박입니다.




- 4 칫솔이 완전히 충전될 때까지 충전기에 둡니다. 핸들의 충전을 마쳤을 때 배터리 표시등이 꺼집니다(깜박임 멈춤).

참고: 소니케어 칫솔을 완전히 충전하는 데 최대 16시간이 걸릴 수 있습니다.

여행용 케이스로 충전



- 1 USB 코드를 여행용 케이스에 연결하고 USB 벽면 어댑터에 연결합니다.
- 2 벽면 어댑터를 전원 콘센트에 꽂습니다.



3 칫솔을 여행용 케이스에 넣습니다.

- a 충전이 성공적으로 시작되었음을 알리기 위해 칫솔에서 알림음이 두 번 나고 표시등이 위쪽으로 켜집니다.
- b 충전하는 동안 배터리 표시기가 흰색으로 깜박입니다.

4 칫솔이 완전히 충전될 때까지 여행용 케이스 연결을 유지합니다. 핸들의 충전을 마쳤을 때 배터리 표시등이 꺼집니다(깜박임 멈춤).

참고: 더 나은 안정성을 위해 여행용 케이스를 측면에 배치했는지 확인합니다.

배터리 상태(핸들이 작동 충전기 또는 여행용 케이스에 있는 경우)

핸들을 충전기 또는 여행용 케이스에 놓으면 배터리 표시등이 배터리 전력을 표시합니다.

배터리 잔량

배터리 표시등

충전

흰색 깜박임

완전 충전

30초 동안 흰색으로 점등되었다가 꺼짐

배터리 잔량(칫솔 핸들을 충전기에 놓지 않았을 때)

칫솔을 켜면 핸들 하단의 배터리 표시등이 배터리의 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량

배터리 표시등

소리

완전 충전

흰색으로 점등됨

-

일부 충전

흰색 깜박임

-


낮음	항색 감박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 3회 울림
비움	항색 감박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 두 번씩 울림

세척


칫솔모 및 핸들

칫솔모 및 핸들은 따뜻한 물로 행구어 세척할 수 있습니다.

1 핸들에서 칫솔모를 분리하고 깨끗이 씻어냅니다.



2 핸들 전체, 특히 칫솔모 부착 부분을 씻습니다. 고무로 된 마감 부분 주변을 부드럽게 세척하십시오. 적어도 일주일에 한 번 세척합니다.




참고: 핸들의 상단에 있는 고무 마감 부분을 누르지 마십시오.

여행용 케이스 및 충전기

1 충전기와 여행용 케이스를 세척하기 전에 해당 전원 코드를 뽑으십시오.

2 충전기와 여행용 케이스의 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.



위험: USB 벽면 어댑터와 충전기를 분리한 후 청소하십시오.

주의 사항:

- 식기세척기를 사용하여 제품 또는 액세서리를 세척하지 마십시오.
- 변색을 초래할 수 있으므로 제품 또는 액세서리 세척 시 이소프로필 알코올, 식초, 표백제나 다른 가정용 세제는 사용하지 마십시오.
- 여행용 케이스에 보관하기 전에 칫솔모 및 칫솔이 건조 상태여야 합니다.
- 제품과 액세서리가 손상될 수 있으므로 에센셜 오일을 사용하여 세척하지 마십시오.

보관

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 코드를 뽑고 깨끗하게 닦은 다음 직사광선이 닿지 않는 시원하고 건조한 장소에 보관하십시오.

문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
칫솔모를 완전히 부착할 수 없습니다. 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 있습니다.		이 틈은 정상이며 칫솔모가 적절하게 진동하는 데 필요합니다.
Philips Sonicare 칫솔의 진동이 이전보다 약합니다.	적응 강도 기능이 해제되었거나, 압력 센서가 해제 (보기 "압력 센서 피드백")되었거나, 강도가 실수로 변경되었습니다.	적응 강도 및/또는 압력 센서 기능 (보기 "기능 설정 또는 해제")을 끄거나 강도 표시등을 원하는 수준 (보기 "강도 설정")으로 눌러 강도 레벨을 올립니다.
Philips Sonicare 칫솔의 부품이 없습니다.	누락된 부품은 구입한 모델에 포함되어 있지 않습니다.	액세서리와 칫솔모 액세서리 수는 구입한 모델 번호에 따라 다릅니다. 핸들 하단에 있는 HX 모델 번호를 찾아 핸들과 함께 제공되는 품목을 파악할 수 있습니다.

재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기 와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

내장 충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때는 자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식 배터리를 분리해야 합니다. 내장 충전식 배터리 분리에 대한

자침은 www.philips.com/support에서 찾을 수 있습니다.

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 정품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찢개짐, 굵힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상

— |

| —

— |

| —

www.philips.com/Sonicare

© 2024 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

© and TMs owned by Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Download on the App Store.

GET IT ON Google Play.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by KPNV is under license.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

xxxx.yyy.zzzz.a (12/09/2024)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé