


PHILIPS

Colgate

SonicPro for Kids







English 6
Español 19
Português do Brasil 33

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Note: Complete firmware update, if prompted, to access the latest improvements and features.

Warnings

- Keep the chargers away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use charger provided with the product.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. If the cord is damaged, replace the charger with a new one.
- Do not use the chargers outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.

- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

MEDICAL WARNINGS

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Battery safety instructions

- This appliance contains batteries that are only removable by skilled persons.
- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables. Only use detachable supply unit HX61xx
- Charge and use the product at a temperature between 0 °C and 40 °C (32°F and 104 °F).
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.

- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on recycling.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)


This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Storage and transportation conditions

Temperature -10°C to 60°C (14 °F to 140 °F).

Explanation of symbols

The following symbols may appear on the product:
Read Operator's Manual.



Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.
(HX61xx)

Introduction

Congratulations on your purchase. To fully benefit from the support that Philips Colgate SonicPro for Kids offers, to register your product at www.philips.com/welcome.

Your Philips Colgate SonicPro for Kids (Fig. 1)

- 1 Brush head cap
- 2 Brush head
- 3 Handle with soft grip
- 4 Battery charge indicator
- 5 On/off button
- 6 Panel for your favorite sticker
- 7 Brushing mode lights
- 8 Brushing modes
- 9 Charger
- 10 Sticker

Preparing for use

Applying your favorite sticker


The Philips Colgate SonicPro for Kids comes with replaceable stickers.

- 1 Apply your favorite sticker on the handle.

Note: Make sure you line up the cut-out areas on the sticker with the buttons on the front of the handle.



Attaching the brush head



- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.
- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

Bluetooth connectivity

Before you start the connectivity procedure, make sure your mobile device runs on Bluetooth 4.0 or higher.

Note: For the latest information on device compatibility, please visit the App Store or Google Play.

Connecting your toothbrush

- 1 Download the Philips Colgate SonicPro for Kids app from the App Store or Google Play.
- 2 Confirm Bluetooth is switched on on your mobile device before you open the app. Check the settings on your mobile device to turn on Bluetooth.
- 3 Open the Philips Colgate SonicPro for Kids app and follow the app instructions displayed on your mobile device.
- 4 To connect the toothbrush to the app, turn on the toothbrush by pressing either the power on/off button or the brushing mode button.

Note: Make sure the toothbrush is not on the charger when you turn it on.

- 5 The app automatically connects with the toothbrush. If the toothbrush does not connect, follow the troubleshooting steps provided in the app.

Note: Keep your mobile device close to your toothbrush when you use your toothbrush. Make sure your mobile device is safe in a dry place.


Using your Philips Colgate SonicPro for Kids


Brushing instructions

Note: For children under age 8, it is recommended that a parent or adult caregiver perform toothbrushing.

- 1 With the attached brush head, wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.


Note: Use no more than a pea sized amount of toothpaste and spit out excess toothpaste after brushing.






- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.



- 3 Press the power on/off button to turn on the toothbrush.
- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.




- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the KidPacer feature.



- 6 Begin brushing in section 1 (outside upper teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 2 (inside upper teeth). Continue brushing in section 3 (outside lower teeth) and brush for 30 seconds before you move to section 4 (inside lower teeth).




- 7 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer.

Note: When the Philips Colgate SonicPro for Kids is used in clinical studies, the handle should be fully changed and the EasyStart feature deactivated.

Your Philips Colgate SonicPro for Kids is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers).

Brushing modes



The Philips Colgate SonicPro for Kids automatically starts in the default high mode.


- Press the brushing mode button to toggle between modes when the toothbrush is off.

The green mode light indicates the selected mode.

- High mode: Full-strength mode designed for older/independent brushers.
- Low mode: Reduced power mode used for training and introducing younger children to the sonic experience.

Battery status and charging

Charging your Philips Colgate SonicPro for Kids



- 1 Plug the charger into an electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
 - The battery charge indicator in the power on/off button flashes and the handle beeps twice to indicate that the toothbrush is charging.
 - When the toothbrush is fully charged, the battery charge indicator stops flashing and remains on.

Note: If the battery charge of the Philips Colgate SonicPro for Kids is low, you hear 3 beeps and the battery charge indicator flashes rapidly for 30 seconds after the brushing cycle.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep the Philips Colgate SonicPro for Kids on the charger when not in use. The charging indicator flashes until your toothbrush is fully charged.

Features

KidTimer

- The KidTimer plays a congratulatory sound sequence at the end of the pre-determined brushing time. Additionally, the KidTimer automatically turns off the handle when the brushing cycle is complete.
- When in high mode, the KidTimer is set at 2 minutes.
- When in low mode the KidTimer is set at 1 minute and slowly increases over time. The progression of time helps young children reach the dentist recommended 2 minutes of brushing.

Note: Instruct your child to brush until they hear the congratulatory tune and the toothbrush turns off.

KidPacer

The Philips Colgate SonicPro for Kids uses a short series of tunes to alert the brusher to move to the next brushing quadrant of the mouth and concludes the brushing cycle with a congratulatory tune before it automatically turns off. This ensures that the child's teeth get a thorough, overall clean (see 'Brushing instructions').

Note: Instruct your child to brush until they hear the congratulatory tune and the toothbrush turns off.

EasyStart

The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing power of the Philips Colgate SonicPro for Kids. The toothbrush comes with the EasyStart feature activated.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly advance through the EasyStart ramp-up cycle.

Activating or deactivating the EasyStart feature

- Place the handle on the charger.
- To activate EasyStart: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.

- To deactivate EasyStart: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Using the EasyStart feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Philips Colgate SonicPro for Kids effectiveness in removing plaque.

Cleaning

You should clean your Philips Colgate SonicPro for Kids regularly to remove toothpaste and other residue. Failure to clean your toothbrush may result in an unhygienic product and damage to it may occur.

Warning: Do not clean brush heads, the handle or the charger in the dishwasher.

Warning: Do not clean with boiling hot water.

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head from the handle and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal at the top of the handle with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.


Note: Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar or bleach to clean handle as this may cause discoloration.

Brush head



- 1 Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.
- 2 Rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

Charger



- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

Storage

If you are not going to use the Philips Colgate SonicPro for Kids for an extended period of time, unplug the charger from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Brush head

- Replace Philips Colgate SonicPro for Kids brush heads every 3 months to achieve optimal results.
- Use only Philips Colgate SonicPro for Kids replacement brush heads.
- Brush head can be thrown away with the normal household waste.

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- In mouth attachments including brush heads and nozzles.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver.

Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.


- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Colgate SonicPro for Kids and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Colgate SonicPro for Kids.
- 2 Remove and discard the brush head.




- 3 Insert a screwdriver into the slot located in the bottom of the handle and turn counterclockwise until you see a gap between the bottom cap and the handle.




- 4 Insert the screwdriver into the gap and pry the bottom cap out of the handle.



- 5 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.



- 6 Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.



- 7 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.



- 8 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an

official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Información de seguridad importante

Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves.

Nota: Si se solicita, lleve a cabo la actualización del firmware para acceder a las últimas mejoras y características.

Advertencias

- Mantenga los cargadores alejados del agua.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador esté totalmente seco antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Este aparato puede ser usado por niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Utilice únicamente accesorios o consumibles originales de Philips. Utilice solo el cargador suministrado con el producto.
- Este aparato no contiene piezas manipulables por el usuario. Si el aparato está dañado, deje de usarlo y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Si el cable está dañado, sustituya el cargador por uno nuevo.
- No utilice los cargadores en espacios exteriores ni cerca de superficies calientes.
- No lave ninguna pieza del producto en el lavavajillas.

- Este aparato ha sido diseñado únicamente para limpiar los dientes, las encías y la lengua.
- No utilice un cabezal de cepillo si tiene las cerdas aplastadas o curvadas. Sustituya el cabezal del cepillo cada tres meses o antes si aparecen signos de desgaste.
- Evite el contacto directo con los productos que contengan aceites esenciales o aceite de coco. El contacto puede provocar el desplazamiento de las cerdas.

ADVERTENCIAS MÉDICAS

- Deje de utilizar el aparato y consulte a su dentista o médico si se produce un sangrado excesivo después del uso, si el sangrado continúa después de 1 semana de uso o si experimenta molestias o dolor.
- Consulte a su dentista antes de utilizar este aparato si ha sufrido cirugía oral o de las encías en los 2 últimos meses.
- Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo antes de utilizar el aparato.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- Se trata de un aparato de higiene personal y no ha sido concebido para su uso en múltiples pacientes de clínicas o instituciones.

Instrucciones de seguridad sobre las baterías

- Este aparato contiene baterías que solo deben extraerlas personas cualificadas.
- Utiliza este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.
- Utilice únicamente accesorios y consumibles originales de Philips. Utilice únicamente la unidad de alimentación extraíble HX61xx.
- Carga y utiliza el producto a una temperatura de 0 °C a 40 °C.

- Mantén el producto y las baterías alejados del fuego y no los expongas a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloques aparatos ni pilas en hornos microondas ni sobre placas de inducción.
- No abras, modifiques, perfores, dañes ni desmontes el producto ni las baterías para evitar que se sobrecalienten o emitan sustancias tóxicas o peligrosas. No generes un cortocircuito, sobrecargues ni cargues de forma inversa las baterías.
- Las baterías que contiene este aparato no se pueden sustituir. Al finalizar la vida útil de la batería, el producto se debe desechar correctamente (consulte la sección sobre reciclaje).
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuaga la zona con agua de forma inmediata y consulta con tu médico.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Condiciones de almacenamiento y transporte


Temperatura de -10 °C a 60 °C. .

Explicación de los símbolos

Es posible que aparezcan los siguientes símbolos en el producto:

Lea el Manual del usuario.





Pieza de la fuente de alimentación desmontable: "xxxxxx" indica el número de modelo de los cargadores aprobados para el uso. (HX61xx)

Introducción

Enhorabuena por su compra. Para sacar el máximo partido a la asistencia que le ofrece SonicPro for Kids de Philips Colgate, registre el producto en

www.philips.com/welcome.

Su SonicPro for Kids de Philips Colgate (Fig. 1)

- 1 Tapa del cabezal del cepillo
- 2 Cabezal de cepillado
- 3 Mango con empuñadura suave
- 4 Indicador de carga de la batería
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Panel para su pegatina favorita
- 7 Luces del modo de cepillado
- 8 Modos de cepillado
- 9 Cargador
- 10 Pegatina

Preparación para su uso

Aplicación de su pegatina favorita


El cepillo SonicPro for Kids de Philips Colgate se suministra con pegatinas sustituibles.

- 1 Aplique su pegatina favorita en el mango.



Nota: Asegúrese de alinear las zonas recortadas de la pegatina con los botones de la parte frontal del mango.

Cómo fijar el cabezal del cepillo



- 1 Alinee el cabezal de cepillado para que las cerdas apunten en la misma dirección que la parte frontal del mango.
- 2 Presione firmemente hacia abajo el cabezal del cepillo sobre el eje metálico hasta que encaje.

Nota: Es normal que haya un pequeño espacio entre el cabezal del cepillo y el mango. Esto permite al cabezal de cepillado vibrar correctamente.

Conectividad Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de conexión, asegúrese de que el dispositivo móvil cuenta con Bluetooth 4.0 o superior.

Nota: Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de los dispositivos, visite la App Store o Google Play.

Conexión del cepillo dental

- 1 Descargue la aplicación Colgate SonicPro for Kids de Philips de la App Store o Google Play.
- 2 Compruebe que su dispositivo móvil tenga activada la función Bluetooth antes de abrir la aplicación. Consulte la configuración de su dispositivo móvil para activar la función Bluetooth.
- 3 Abra la aplicación Colgate SonicPro for Kids de Philips y siga las instrucciones de aplicación que se muestran en su dispositivo móvil.
- 4 Para conectar el cepillo de dientes a la aplicación, encienda el cepillo pulsando el botón de encendido/apagado o el botón de modo de cepillado.

Nota: Asegúrese de que el cepillo no esté en el cargador cuando lo encienda.


- 5 La aplicación se conecta automáticamente al cepillo de dientes. Si el cepillo de dientes no se conecta, siga los pasos de resolución de problemas de la aplicación.

Nota: Cuando utilice su cepillo dental, sitúe el dispositivo móvil cerca del mango. Asegúrese de que el dispositivo esté en un lugar seco y seguro.

Uso del SonicPro for Kids de Philips Colgate


Instrucciones de cepillado

Nota: Para los niños menores de 8 años, recomendamos que los padres o un adulto realicen el cepillado.




- 1 Con el cabezal de cepillado montado, moje la cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes.

Nota: No use más que una cantidad de pasta de dientes del tamaño de un guisante y escupa el exceso de pasta de dientes después del cepillado.




- 2 Coloque las cerdas del cepillo de dientes sobre los dientes formando un ángulo de 45 grados y presione firmemente para que las cerdas alcancen la línea de la encía o se queden ligeramente por debajo de la encía.

Nota: Mantenga la parte central del cepillo en contacto con los dientes en todo momento.



- 3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el cepillo de dientes.
- 4 Coloque suavemente las cerdas sobre los dientes y en la línea de la encía. Desplace suavemente el cabezal del cepillo por todos los dientes con un pequeño movimiento hacia delante y hacia atrás, de forma que las cerdas más largas lleguen a los espacios interdentales. Continúe con este movimiento durante el ciclo de cepillado.

Nota: Las cerdas pueden irritar ligeramente. No se recomienda frotar como lo haría con un cepillo de dientes manual.



- 5 Para limpiar la superficie interior de los dientes anteriores, incline el mango del cepillo y colóquelo en posición semivertical. Realice varias pasadas superpuestas en vertical en cada diente.

Nota: Para asegurar un cepillado uniforme de toda la boca, divida la cavidad bucal en 4 secciones con la función KidPacer.




- 6 Comience el cepillado en la sección 1 (cara exterior de los dientes superiores) y cepille durante 30 segundos antes de pasar a la sección 2 (cara interna de los dientes superiores). Continúe con la sección 3 (cara externa de los dientes inferiores) y cepíllela durante 30 segundos antes de pasar a la sección 4 (cara interna de los dientes inferiores).
- 7 Tras completar el ciclo de cepillado, emplee un tiempo adicional para cepillar la superficie de masticación de los dientes y las zonas donde se forman manchas. También puede cepillarse la lengua, con el cepillo encendido o apagado, como prefiera.

Nota: Si se utiliza Colgate SonicPro for Kids de Philips en estudios clínicos, el mango debe estar completamente cargado, y la función EasyStart debe estar desactivada.

Puede utilizar Colgate SonicPro for Kids de Philips de forma segura en:

- Aparatos correctores (los cabezales de cepillado se gastan antes cuando se utilizan sobre aparatos correctores).
- Restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas).

Modos de cepillado



SonicPro for Kids de Philips Colgate se inicia automáticamente en el modo Alta predeterminado.


- Pulse el botón de modo cepillado para alternar entre los distintos modos cuando el cepillo de dientes esté apagado.

La luz de modo verde indica el modo seleccionado.

- **Modo Alta:** El modo de plena potencia está diseñado para usuarios experimentados e independientes.
- **Modo Baja:** El modo de potencia reducida se usa para practicar y para introducir a los más pequeños a la experiencia sónica.

Estado y carga de la batería

Carga del SonicPro for Kids de Philips Colgate



- 1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
- 2 Coloque el mango en el cargador.
 - El indicador de carga de la batería del botón de encendido/apagado parpadea y el mango emite dos pitidos para indicar que el cepillo se está cargando.
 - Cuando el cepillo de dientes esté completamente cargado, el indicador de carga de la batería dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Nota: Si la batería del SonicPro for Kids de Philips Colgate está a punto de agotarse, oírás 3 pitidos, y el indicador de carga de la batería parpadeará de forma rápida durante 30 segundos tras el ciclo de cepillado.

Nota: Para mantener la batería totalmente cargada en todo momento, puede mantener el SonicPro for Kids de Philips Colgate en el cargador cuando no lo utilice. El indicador de carga parpadea hasta que la batería esté cargada por completo.

Funciones

KidTimer

- El KidTimer reproduce una secuencia de sonidos de felicitación al final del tiempo de cepillado predeterminado. Además, el KidTimer apaga automáticamente el mango cuando el ciclo de cepillado se ha completado.
- En el modo Alta, el KidTimer está configurado en 2 minutos.
- Cuando se encuentre en modo Baja, el KidTimer está configurado en 1 minuto y aumentará gradualmente con el tiempo. La progresión del tiempo ayuda a los niños más pequeños a alcanzar los 2 minutos de cepillado recomendados por los dentistas.

Nota: Enseñe a su hijo a continuar el cepillado hasta que escuche la melodía de felicitación y el cepillo dental se apague.

KidPacer

SonicPro for Kids de Philips Colgate utiliza una serie de melodías para alertar al usuario de que debe cambiar al siguiente cuadrante de la boca, y concluye el ciclo de cepillado con una melodía de felicitación antes de apagarse automáticamente. Con esto se garantiza la limpieza total (consulte "Instrucciones de cepillado") de los dientes del niño.

Nota: Enseñe a su hijo a continuar el cepillado hasta que escuche la melodía de felicitación y el cepillo dental se apague.

EasyStart

La función EasyStart aumenta paulatinamente la potencia del mango durante los primeros 14 cepillados para ayudarle a acostumbrarse a la potencia de cepillado del SonicPro for Kids de Philips Colgate. El cepillo de dientes se suministra con la función EasyStart activada.

Nota: Los 14 primeros cepillados deben durar como mínimo 1 minuto para avanzar adecuadamente por el ciclo ascendente de EasyStart.

Activación o desactivación de la función EasyStart

- Coloque el mango en el cargador.
- Para activar la función EasyStart: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos. Oirá 2 pitidos que indican que la función Easy-start se ha activado.
- Para desactivar la función EasyStart: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos segundos. Oirá 1 pitido que indica que la característica Easy-start se ha desactivado.

Nota: No se recomienda utilizar la función EasyStart más allá del periodo ascendente inicial, ya que reduce la eficacia del SonicPro for Kids de Philips Colgate en la eliminación de la placa.

Limpieza

El SonicPro for Kids de Philips Colgate debe limpiarse con regularidad para eliminar restos de pasta de dientes y otros residuos. Si no limpia el cepillo de dientes, es

posible que el producto se vuelva antihigiénico y se estropee.

Advertencia: No lave el cabezal del cepillo, el mango ni el cargador en el lavavajillas.

Advertencia: No utilice agua hirviendo para limpiar.

Mango del cepillo




- 1 Quite el cabezal del cepillo del mango y enjuague la zona de la varilla metálica con agua caliente. Asegúrese de eliminar por completo los restos de pasta de dientes.

Precaución: No empuje la junta de goma de la varilla metálica del mango con ningún objeto afilado, ya que podría dañarla.

- 2 Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del mango.


Nota: No utilice productos con alcohol isopropílico, vinagre o lejía para limpiar el mango, ya que esto podría causar decoloración.

Cabezal del cepillo



- 1 Quite el cabezal de cepillado del mango y enjuáguelo bien.
- 2 Enjuague la conexión del cabezal del cepillo con agua tibia al menos una vez por semana.

Cargador



- 1 Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
- 2 Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo. Asegúrese de eliminar los restos de pasta de dientes o cualquier otro residuo de la superficie del cargador.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el SonicPro for Kids de Philips Colgate durante un período prolongado, desenchufe el cargador de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

Sustitución

Cabezal de cepillado

- Sustituya los cabezales de cepillado del SonicPro for Kids de Philips Colgate cada tres meses para conseguir resultados óptimos.
- Utilice solo los cabezales de cepillado de repuesto del SonicPro for Kids de Philips Colgate.
- El cabezal del cepillo puede desecharse con la basura doméstica normal.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía internacional.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía:

- Accesorios para la boca, incluidos cabezales de cepillado y boquillas.
- Deterioros causados por piezas de repuesto no autorizadas o cabezales de cepillado no autorizados.
- Deterioros causados por uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

Reciclaje



- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.
- Siga la normativa de su país sobre recolección selectiva de productos eléctricos y baterías.

Eliminación de la batería recargable incorporada

La batería recargable incorporada **solo debe extraerla un profesional cualificado** cuando se deseche el aparato. Antes de extraer la batería, asegúrese de que esté totalmente agotada.

Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando maneje herramientas para abrir el aparato y se deshaga de la batería recargable.

Al manipular las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secos.

Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduzca las baterías en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

Peso con pila incluida.

Para extraer la batería recargable se necesita un destornillador plano normal.

Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.


- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, extraiga el mango del cargador, encienda el SonicPro for Kids de Philips Colgate y déjelo funcionar hasta que se pare. Repita este paso hasta que el SonicPro for Kids de Philips Colgate ya no se encienda.




- 2 Retire y deseche el cabezal del cepillo.
- 3 Introduzca un destornillador en la ranura situada en la parte inferior del mango y gírelo en sentido contrario hasta que vea un espacio entre la tapa inferior y el mango.




- 4 Inserte el destornillador en el espacio y haga palanca para separar la tapa inferior del mango.



- 5 Sujete el mango boca abajo y presione en el eje para sacar los componentes internos del mango.



- 6 Introduzca el destornillador debajo del circuito, junto a las conexiones de la batería y gírelo para romper las conexiones. Extraiga el circuito y separe la batería de la carcasa de plástico.



- 7 Agarre la batería y tire de ella separándola de los componentes internos para romper la segunda pestaña metálica de la batería.

Precaución: Tenga cuidado con los bordes afilados de las pestañas de la batería para evitar lesiones en los dedos.



- 8** Cubra los contactos de la batería con cinta aislante para evitar cualquier cortocircuito eléctrico provocado por la carga residual de la batería.

La batería recargable ya se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.

Nota: Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página www.philips.com/welcome.

Informações importantes de segurança

Use o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de usar o produto e suas baterias e acessórios e guarde-as para referência futura. O uso indevido pode causar riscos ou lesões graves.

Nota: Conclua a atualização do firmware, se solicitado, para acessar as melhorias e os recursos mais recentes.

Avisos

- Mantenha os carregadores longe da água.
- Depois da limpeza, verifique se o carregador está completamente seco antes de conectá-lo à tomada.
- Este aparelho pode ser usado por crianças e pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Use apenas acessórios ou consumíveis Philips originais. Use somente o carregador fornecido com o produto.
- Este aparelho não contém peças que possam ser consertadas pelo próprio usuário. Se o aparelho estiver danificado, interrompa seu uso e entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente de seu país. Se o cabo estiver danificado, substitua o carregador por um novo.
- Não use os carregadores em ambientes externos ou próximo a superfícies quentes.
- Não lave as peças do produto na lava-louças.
- Este aparelho foi desenvolvido para limpar os dentes, a gengiva e a língua.

- Pare de usar a cabeça de escovação quando as cerdas estiverem amassadas ou torcidas. Substitua a cabeça de escovação a cada três meses, quando apresentar sinais de desgaste ou de acordo com orientação do seu dentista.
- Evite o contato direto com produtos que contêm óleos essenciais ou óleo de coco. O contato pode resultar no deslocamento das cerdas.

AVISOS MÉDICOS

- Pare de usar o aparelho e consulte o seu dentista/médico se ocorrer sangramento excessivo após a utilização, se o sangramento continuar a ocorrer após 1 semana de uso ou se você sentir desconforto ou dor.
- Se você passou por uma cirurgia oral ou nas gengivas nos últimos dois meses, consulte seu dentista antes de utilizar este aparelho.
- Se você tiver um marca-passo ou outro aparelho implantado, entre em contato com seu médico ou com o fabricante do dispositivo implantado antes de usá-lo.
- Se você tiver alguma ressalva médica, consulte seu médico antes de utilizar este aparelho.
- Este aparelho é um produto de higiene pessoal e não deve ser usado por mais de um paciente em consultórios ou instituições odontológicas.

Instruções de segurança da bateria

- Este aparelho contém baterias que só podem ser removidas por pessoas qualificadas.
- Use o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de usar o produto e suas baterias e acessórios e guarde-as para referência futura. O uso indevido pode causar riscos ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.
- Use apenas acessórios e consumíveis Philips originais. Use apenas a fonte de alimentação removível HX61xx
- Carregue e use o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F).

- Mantenha o produto e as baterias longe do fogo e não os exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas.
- Se o produto ficar quente ou emitir um cheiro de maneiras anormais, mudar de cor ou se a carga demorar mais do que o normal, pare de usar e carregar o produto e entre em contato com a Philips.
- Não coloque produtos e suas baterias em fornos de micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria para evitar que as baterias aqueçam ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuito, sobrecarregue ou inverta as baterias.
- As baterias contidas neste aparelho não podem ser substituídas. Quando a bateria chegar ao fim de sua vida útil, o aparelho deverá ser descartado corretamente. Consulte a seção sobre reciclagem.
- Se as baterias estiverem danificadas ou vazando, evite o contato com a pele ou os olhos. Se acontecer, lave bem com água imediatamente e procure um médico.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.


Condições de armazenamento e transporte

Temperatura de -10 °C a 60 °C.

Explicação dos símbolos

Os símbolos a seguir podem aparecer no produto:
Leia o Manual do operador.





Parte da fonte de alimentação removível: o "xxxxxx" indica o número do modelo dos carregadores aprovados para uso. (HX61xx)

Introdução

Parabéns pela compra! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips Colgate SonicPro for Kids, registre o produto em www.philips.com/welcome.

Philips Colgate SonicPro for Kids (Fig. 1)

- 1 Tampa da cabeça de escovação
- 2 Cabeça de escovação
- 3 Cabo com alça macia
- 4 Indicador de carga da bateria
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Painel para seu adesivo favorito
- 7 Luzes do modo de escovação
- 8 Modos de escovação
- 9 Carregador
- 10 Adesivo

Preparação para o uso

Aplicando seu adesivo favorito


A Philips Colgate SonicPro for Kids vem com adesivos substituíveis.

- 1 Aplique seu adesivo favorito no cabo.

Nota: Certifique-se de alinhar as áreas de recorte do adesivo com os botões na frente do cabo.



Encaixe da cabeça de escovação



- 1 Alinhe a cabeça de escovação de modo que as cerdas fiquem voltadas para a mesma direção que a frente do cabo.
- 2 Pressione com força a cabeça de escovação contra o eixo de metal até encaixá-la.

Nota: É normal ver um pequeno espaço entre a cabeça de escovação e o cabo. Isso permite que a cabeça de escovação vibre corretamente.

Conectividade Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de conectividade, verifique se o seu dispositivo móvel funciona com Bluetooth 4.0 ou superior.

Nota: Para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade de dispositivos, visite a App Store ou o Google Play.

Como conectar a escova de dentes

- 1 Baixe o app da Philips Colgate SonicPro for Kids na App Store ou no Google Play.
- 2 Confirme se o Bluetooth está ligado em seu dispositivo móvel antes de abrir o aplicativo. Verifique as configurações no dispositivo móvel para ligar o Bluetooth.
- 3 Abra o app da Philips Colgate SonicPro for Kids e siga as instruções do app exibidas no dispositivo móvel.
- 4 Para conectar a escova de dentes ao aplicativo, ligue a escova pressionando o botão liga/desliga ou o botão de modo de escovação.

Nota: Verifique se a escova de dentes não está no carregador ao ligá-la.


- 5 O aplicativo se conecta automaticamente com a escova de dentes. Se a escova de dentes não se conectar, siga as etapas para solução de problemas fornecidas no aplicativo.

Nota: Mantenha o seu dispositivo móvel próximo à sua escova de dentes ao usá-la. Verifique se o seu dispositivo móvel está seguro em um local seco.

Uso da Philips Colgate SonicPro for Kids


Instruções de escovação

Nota: Para crianças com menos de 8 anos, recomenda-se que os pais ou responsáveis realizem a escovação.




- 1 Com a cabeça da escova acoplada, umedeça as cerdas e aplique uma pequena quantidade de creme dental.

Nota: Não use uma grande quantidade de creme dental e cuspa o excesso após a escovação.




- 2 Coloque as cerdas da escova de dentes contra os dentes em ângulo pequeno (45 graus) pressionando firmemente para que as cerdas atinjam a linha da gengiva ou um pouco abaixo da linha da gengiva.

Nota: Mantenha o centro da escova em contato com os dentes durante todo o tempo.



- 3 Pressione o botão liga/desliga para ligar a escova dental.
- 4 Posicione as cerdas sobre os dentes, inseridas delicadamente na linha da gengiva. Escove os dentes com pequenos movimentos de vai e vem para que as cerdas atinjam o espaço entre os dentes. Continue fazendo esse movimento durante todo o ciclo de escovação.

Nota: As cerdas devem ser levemente agitadas. Não é recomendável escovar como você faria com uma escova de dentes manual.



- 5 Para limpar as superfícies internas dos dentes frontais, incline o cabo da escova sobre o dente e passe-a várias vezes na vertical sobre cada dente.

Nota: Para garantir que você escove uniformemente toda a boca, divida sua boca em 4 seções usando o recurso KidPacer.




- 6 Comece a escovar na seção 1 (superfície externa dos dentes superiores) e escove por 30 segundos antes de mudar para a seção 2 (superfície interna dos dentes superiores). Continue escovando na seção 3 (superfície externa dos dentes inferiores) e escove por 30 segundos antes de mudar para a seção 4 (superfície interna dos dentes inferiores).
- 7 Depois de concluir o ciclo de escovação, você pode passar a escovação para as superfícies de mastigação de seus dentes e as áreas com manchas. Você também pode escovar a língua com a escova ligada ou desligada, de acordo com sua preferência.

Nota: Quando a Philips Colgate SonicPro for Kids é usada em estudos clínicos, a alça deve ser totalmente trocada e o recurso EasyStart desativado.

Sua Philips Colgate SonicPro for Kids é segura para uso em:

- Aparelhos ortodônticos (as cabeças de escovação se desgastam mais rapidamente quando usadas em aparelhos ortodônticos).
- Restaurações dentais (obturações, coroas e jaquetas).

Modos de escovação



A Philips Colgate SonicPro for Kids inicia automaticamente no modo padrão alto.

- Pressione o botão de modo de escovação para alternar entre modos quando a escova dental estiver desligada.


A luz verde do modo indica o modo selecionado.

- Modo alto: Modo de força total projetado para escovas mais antigas/independentes.
- Modo baixo: Modo de energia reduzida usado para treinar e apresentar crianças mais novas à experiência sonora.

Carregamento e status da bateria

Recarregar a Philips Colgate SonicPro for Kids

- 1 Conecte o carregador a uma tomada elétrica.

**2** Coloque o cabo no carregador.

- O indicador de carga da bateria no botão liga/desliga pisca e o cabo emite um bip e duas vezes para indicar que a escova de dentes está carregando.
- Quando a escova dental está totalmente carregada, o indicador de carga da bateria para de piscar e permanece aceso.

Nota: Se a carga da bateria da Philips Colgate SonicPro for Kids estiver baixa, você ouvirá 3 bipes e o indicador de carga da bateria piscará rapidamente por 30 segundos após o ciclo de escovação.

Nota: Para manter a bateria totalmente carregada o tempo todo, você pode manter a Philips Colgate SonicPro for Kids no carregador quando não estiver em uso. O indicador de carregamento piscará até que a escova de dentes esteja totalmente carregada.

Recursos

KidTimer

- O KidTimer reproduz uma sequência de sons de felicitações ao término do tempo de escovação predeterminado. Além disso, o KidTimer desliga automaticamente o cabo quando o ciclo de escovação estiver concluído.
- No modo alto, o KidTimer é definido em 2 minutos.
- No modo baixo, o KidTimer é definido em 1 minuto e aumenta lentamente ao longo do tempo. A progressão do tempo ajuda as crianças a chegar aos 2 minutos de escovação recomendados pelos dentistas.

Nota: Oriente a criança a escovar até ouvir a melodia de felicitações e a escova de dentes desligar.

KidPacer

A Philips Colgate SonicPro for Kids usa uma curta série de melodias para alertar o usuário a passar para o próximo quadrante de escovação da boca e conclui o ciclo de escovação com uma melodia de parabéns antes de desligar automaticamente. Isso garante que os dentes da

criança recebam uma limpeza (consulte “Instruções de escovação”) geral completa.

Nota: Oriente a criança a escovar até ouvir a melodia de felicitações e a escova de dentes desligar.

EasyStart

O recurso EasyStart aumenta moderadamente a potência após as primeiras 14 escovações para ajudar a criança a se acostumar com a potência de escovação da Philips Colgate SonicPro for Kids. A escova dental vem com o recurso EasyStart ativado.

Nota: Cada uma das primeiras 14 escovações deve durar ao menos 1 minuto para avançar adequadamente para o ciclo EasyStart.

Ativação ou desativação do recurso EasyStart

- Coloque o cabo no carregador.
- Para ativar o EasyStart: Pressione e segure o botão liga/desliga por dois segundos. Você ouvirá dois bipes indicando que o recurso Easy-Start foi ativado.
- Para desativar o EasyStart: Pressione e segure o botão liga/desliga por dois segundos. Você ouvirá um bipe indicando que o modo Easy-Start foi desativado.

Nota: Usar o recurso EasyStart além do período inicial de aceleração não é recomendado e reduz a eficácia da Philips Colgate SonicPro for Kids na remoção de placa.

Limpeza

Você deve limpar a Philips Colgate SonicPro for Kids regularmente para remover o creme dental e outros resíduos. Deixar de limpar a escova dental pode resultar em um produto anti-higiênico e danificá-lo.

Aviso: Não coloque as cabeças de escovação, o cabo nem o carregador na lava-louças.

Aviso: Não limpe com água fervente.

Cabo da escova de dentes




- 1 Retire a cabeça de escovação do cabo e enxágue a área da haste de metal com água morna. Remova todo o creme dental residual.

Cuidado: Não empurre a vedação de borracha na parte superior do cabo com objetos de ponta afiada, pois isso poderá danificá-la.

- 2 Limpe toda a superfície do cabo com um pano úmido.

Nota: Não use álcool isopropílico, vinagre ou alvejante para limpar o cabo, pois isso pode causar alteração na cor.

Cabeça de escovação



- 1 Remova a cabeça de escovação do cabo e lave-a completamente.
- 2 Lave a conexão da cabeça da escova com água morna pelo menos uma vez por semana.

Carregador



- 1 Desligue o carregador antes de limpá-lo.
- 2 Limpe toda a superfície do carregador com um pano úmido. Remova a pasta de dente e outros resíduos da superfície do carregador.

Armazenamento

Se a Philips Colgate SonicPro for Kids não for utilizada por um longo período de tempo, desconecte o carregador da tomada elétrica, limpe-a e guarde-a em um local fresco e seco, longe da luz solar direta.

Substituição

Cabeça de escovação

- Substitua as cabeças de escovação da Philips Colgate SonicPro for Kids a cada 3 meses para obter resultados ideais.
- Use apenas as cabeças de escovação de reposição da Philips Colgate SonicPro for Kids.
- A cabeça de escovação pode ser descartada no lixo doméstico convencional.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia internacional.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

O que não está coberto pela garantia:

- Acessórios que entram na boca, incluindo cabeças de escovação e refis.
- Danos causados pelo uso de peças de reposição não autorizadas ou cabeças de escovação não autorizadas.
- Danos causados por mau uso, negligência, modificações ou reparo não autorizado.
- Desgaste normal, incluindo rachaduras, arranhões, abrasão, descoloração ou desbotamento.

Reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos e as baterias não devem ser descartados com o lixo doméstico comum.
- Siga as regulamentações do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e baterias.

Remoção da bateria recarregável integrada

A bateria recarregável integrada **deve ser removida somente por um profissional qualificado** quando o aparelho for descartado. Antes de remover a bateria, verifique se ela está completamente vazia.

Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir o aparelho e ao descartar a bateria recarregável.

Quando você manusear as baterias, certifique-se de que suas mãos, o produto e as baterias estejam secos.

Para evitar curto-circuito acidental das baterias após a remoção, não deixe os terminais da bateria entrarem em contato com objetos de metal (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, anéis). Não embrulhe as baterias em papel alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das baterias ou coloque as baterias em um saco plástico antes de descartá-las.

Para remover a bateria recarregável, você precisa de uma chave de fenda chata (padrão).


Observe as precauções básicas de segurança ao seguir o procedimento descrito a seguir. Proteja olhos, mãos, dedos e a superfície de trabalho.

- 1** Para esgotar toda a carga da bateria recarregável, remova o cabo do carregador, ligue a Philips Colgate SonicPro for Kids e deixe-a funcionando até parar. Repita essa etapa até que não seja mais possível ligar a Philips Colgate SonicPro for Kids.
- 2** Remova e descarte a cabeça de escovação do aparelho.
- 3** Insira uma chave de fenda no orifício localizado na parte inferior do cabo e gire no sentido anti-horário até ver um espaço entre a tampa inferior e o cabo.







- 4 Insira a chave de fenda no espaço e retire a tampa inferior do cabo.



- 5 Segure o cabo de cabeça para baixo e pressione o eixo para liberar os componentes internos do cabo.



- 6 Insira a chave de fenda sob a placa de circuito impresso, ao lado dos conectores da bateria, e gire para quebrar as conexões. Remova a placa de circuito impresso e retire a bateria do suporte plástico.



- 7 Pegue a bateria e remova-a dos componentes internos para quebrar a segunda lingueta de metal da bateria.

Cuidado: Tome cuidado para não machucar os dedos nas bordas afiadas das linguetas da bateria.



- 8 Cubra os contatos da bateria com fita para evitar qualquer curto-circuito da carga residual da bateria. A bateria recarregável pode ser reciclada e o restante do produto descartado adequadamente.

Nota: Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

©2019 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Colgate and the Colgate Logo are the registered trademarks of Colgate-Palmolive Company.

O nome Colgate e o logotipo Colgate são marcas comerciais registradas da Colgate-Palmolive Company.

300011511171 (2025-01-07)

