



PHILIPS

sonicare

Compact Flosser
1000







English 6
Español 22
Français (Canada) 40

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

WARNINGS

- Keep the charging cable away from water.
- Clean the product (especially inside the reservoir) on regular basis.
- After cleaning, make sure the charging cable is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Charge only with Philips WAA1001, WAA2001, UL or equivalent safety approved adapters with input ratings (100 - 240V~; 50/60Hz; 3.5W) and output ratings (5Vdc; 2.5W). For the list of adapters, please see www.philips.com/support.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. If the USB cable or USB power supply unit is damaged stop using it.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- Only use original Philips accessories or consumables. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums.
- Do not use to clean eyes, ears or nose.
- The maximum altitude of use is 4500 meters.
- Do not charge the product outdoors or near heated surfaces.

MEDICAL WARNINGS

- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- This appliance is a personal care device and is not intended to be shared by multiple users.

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive or prolonged bleeding occurs after use, or if you experience discomfort or pain during use.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance contains non-replaceable batteries that are only to be removed by skilled persons.
- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on Recycling.
- Charge and use the product at a temperature between 0 °C and 40 °C (32°F and 104 °F).
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


Storage and transportation conditions

Charge and use the product at a temperature between 0.°C and 40.°C (32 °F and 104 °F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The following symbols may appear on the product:

This symbol means read the instructions for use, before using the appliance.



This symbol means to use the indicated power supply. Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Compact Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at philips.com/welcome.

Intended use

The Philips Sonicare Compact Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and on the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use, normally used at least once a day.

Your Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Nozzle release button
- 2 Power on/off button
- 3 Mode button
- 4 Mode indicator light
- 5 Battery indicator light

- 6 Reservoir
- 7 Filling port/Nozzle storage
- 8 Charging port

Accessories


- 9 Comfort nozzle
- 10 Standard nozzle
- 11 USB-A to small plug (wall adapter not included)

Note: Accessories included may vary based on the model purchased.


Getting started

Set up your Compact Flosser


- 1 Gently pull on the cover of the filling port.



- 2 Remove the nozzle from the storage compartment.




- 3 Insert your nozzle into the device.




Note: Ensure the nozzle is fully inserted and flush with top of the device.

- 4 Ensure the cover of the filling port is open and pull down the reservoir.




Note: When the filling port cover is open, it is easier to pull down the reservoir.




- 5 Pull down the reservoir until the device's stopper is above the stopper inside the reservoir.

Filling the reservoir


Warning: Remove the charger from the Compact Flosser prior to filling the reservoir and using the device.



- 1 Open the filling port and fill the reservoir with lukewarm water.
Or




Water can also be filled directly into the reservoir. Gently pull the reservoir off the Compact Flosser and fill with water to the max fill line. Reattach the reservoir and make sure the stopper of the device and reservoir are correctly in place.



- 2 Gently close the filling port.

Note: When filling reservoir, do not exceed the max fill line (200ml).

Modes



Your Compact Flosser is equipped with three different modes. To toggle between modes, press the mode button.

The modes have different intensities. Listed from low to high:

Sensitive

This mode, with pacer, provides gentle water pressure. The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the water flow every 15 seconds.

Pulse

This mode, alternates strong and gentle pulses, and is designed to massage and stimulate the gums. The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the water flow every 15 seconds.


Clean

This mode, with pacer, provides constant water pressure for a great clean. The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the water flow every 15 seconds.

Note: For first time use, start the device in Sensitive mode for the lowest intensity. It is recommended to increase the intensity you use over the course of a few weeks. This can give better cleaning benefits as you are able to tolerate higher intensities.

Note: This Compact Flosser comes with the pacer activated. To activate or deactivate the pacer with the Compact Flosser off, press and hold the mode selection button for 3 seconds. When deactivated, the battery indicator light will flash amber once. When activated, the battery indicator light will flash green twice.

Using your Compact Flosser




- 1 Before turning on the device, point the nozzle tip at the sink. Allow water to spray into the sink. Turn off the device once water dispenses from the device.

12 English




- 2 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle tip to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.



- 3 Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.




- 4 Press the power on/off button on the handle to turn on the Compact Flosser and to start flossing.




- a Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth.

Note: Rotate the nozzle as desired for easier positioning along the gumline.



- b Follow the pacer to clean both the outside (15 seconds) and the inside of your teeth (15 seconds) for a total of 30 seconds in one arch of your mouth.

Note: Remember to clean the insides of your teeth.




- c Follow the pacer and repeat in the other arch of your mouth for another 15 seconds on the inside and 15 seconds on the outside until all spaces around and between teeth have been cleaned for a total of at least one minute.


Note: You can stop the water flow during use by pressing the on/off button on the Compact Flosser.

Note: If you choose to refill the reservoir during use, turn the device off while refilling the reservoir and then pick up where you left off until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.


After each use




- 1 Remove the nozzle by pulling the nozzle and holding the nozzle release button at the same time.




- 2 Rinse the tip under warm water.



- 3 Gently open the filling port on top of the Compact Flosser.



- 4 Pour out any excess water. Dry the nozzle, the outside of the handle and the reservoir.



- 5** Insert the nozzle back into the handle.

Note: To facilitate drying, keep the filling port open or leave the Compact Flosser disassembled between uses (the reservoir can be pulled off completely).

Note: Do not leave the Compact Flosser unassembled longer than necessary.

Charging and battery status


Your Sonicare Compact Flosser is designed to provide at least 24 flossing sessions, each session lasting 1 minute on a fully charged battery. The device will shut off after 2 minutes of use.

Note: It can take up to 4 hours to fully charge the battery before first use, but you can use the Compact Flosser before it is fully charged.

Charging




- 1** Gently pull the charging port cover on the side of the Compact Flosser to expose the charging port.




- 2** Connect the USB-A to small plug charging cable into a 5V USB wall adapter.

Note: Wall adapter is not included in all models. Only use a 5V adapter (Type A).



- 3** Plug the USB-A to small plug charging cable into the charging port.

Note: Make sure the handle is completely dry before you connect the USB-A to small plug charging cable.



- 4 The battery indicator flashes while charging.
- 5 Close the charging port cover on the Compact Flosser when not actively charging.

Battery status

Battery Status

The battery indicator shows the battery status when you complete the flossing session, or when you pause the Compact Flosser.

When the Compact Flosser is charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Charging	Flashing green

Note: The battery indicator will flash until fully charged. When it becomes fully charged while plugged in, the light will turn solid green for 30 seconds and then it will turn off.

When the Compact Flosser is not charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Medium	Flashing green
Low	Flashing amber
Empty	Flashing amber for 5 seconds and the Compact Flosser turns off automatically

Note: When the low battery indicator appears, the Compact Flosser is designed to provide at least 3 flossing sessions, each session lasting 1 minute.


Cleaning

The Compact Flosser needs to be cleaned once a week. Clean the device and the accessories as follows.


Accessories may vary by model.

Note: Do not run or clean device with high alcohol content cleaning solutions.


Warning: Do not clean the Compact Flosser while the USB-A to small plug charging cable is attached. Unplug the device and close the charging port cover before cleaning.




- 1 Remove the nozzle by pulling the nozzle and holding the nozzle release button at the same time.




- 2 Rinse the tip under warm water.



- 3 Gently open the filling port on top of the Compact Flosser.




- 4 Pour leftover water in the sink.




- 5 Gently remove the reservoir from the Compact Flosser by pulling it off. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap. When necessary, you can clean the handle by wiping with a soft cloth and mild soap.

Storage


Your Compact Flosser is designed such that you can store one nozzle in the handle. To use this functionality:




- 1 Remove the nozzle by pulling the nozzle and holding the nozzle release button at the same time.



- 2 Gently open the filling port on top of the Compact Flosser.




- 3 Insert the nozzle into the filling port.



- 4 Collapse the Compact Flosser by pushing the reservoir up.

Note: When the filling port cover is open, it is easier to collapse the reservoir.



- 5 Gently close the filling port.

Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit **philips.com** or go to your local Philips Sonicare dealer.

Note: The Compact Flosser is only compatible with Philips Sonicare Compact Flosser Nozzles. It is not compatible with other Philips Sonicare nozzles such as those for the Power Flosser.

Warranty and support

Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects due to faulty materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips' expense provided that convincing proof of purchase in the qualifying period is provided. Philips recommends use of genuine Sonicare Nozzles for optimal performance. Use of other Nozzles may damage your Power Flosser and limit your warranty protection. Contact our Consumer Care Center at 1-800-682-7664 or **www.philips.com/sonicare-warranty** (North America), outside North America contact your local Philips Consumer Care Center. For product information and online user instructions, visit:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (North America) or **www.philips.com/support** (outside North America).

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles

- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE. IN SOME STATES LIMITATIONS ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY.

LIMITATION OF REMEDIES

IN NO EVENT SHALL PHILIPS OR ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DENTISTS AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Disposal



- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-800-682-7664 toll free.



- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: **www.recycle.philips.com**.
- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.


Removing the rechargeable battery


The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on **www.philips.com/support**.

- This appliance contains Lithium-ion rechargeable cell.
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.


To remove the rechargeable battery, you need a screwdriver and a wire cutter. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, let the Compact Flosser run until it stops.
- 2 Remove the reservoir by pulling it off.







- 3 Remove the two screw caps.




- 4 Remove the screws.



- 5 Pull the internal components from the body.



- 6 Remove the battery cover.



- 7 Pull the battery from the cradle. Cut wires to remove the battery.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

- 8 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge.

- 9 The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Únicamente utilice este producto para su fin previsto. Antes de usar el producto, sus pilas y accesorios, lea atentamente esta información y consérvela por si necesita consultarla en el futuro. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves.

ADVERTENCIAS

- Mantenga el cable de carga lejos del agua.
- Limpie el producto (en especial el interior del depósito) periódicamente.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el cable de carga esté completamente seco antes de conectarlo al enchufe de pared.
- Este dispositivo lo pueden utilizar niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos ni experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y si saben los riesgos que conlleva su uso. El mantenimiento y la limpieza no deben ser realizados por un niño sin supervisión.
- Evite que los niños jueguen con este producto.
- Realice la carga solo con adaptadores Philips WAA1001, WAA2001, UL o equivalentes que cumplan las normas de seguridad con valores de entrada (100 - 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) y valores de salida (5 VCC; 2,5 W). Para ver la lista de adaptadores, visite www.philips.com/support.
- Este dispositivo no contiene partes reparables por el usuario. Si el aparato se daña, suspenda su uso y póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de su país. Si el cable USB o la fuente de alimentación USB están dañados, suspenda su uso.
- No limpie ninguna pieza del producto ni los accesorios en el lavavajillas.
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips. Si está incluido, solo use el cable USB original y la fuente de energía USB.
- Para evitar lesiones físicas, no llene el depósito con agua caliente. No coloque objetos extraños en el depósito.
- Este dispositivo se diseñó exclusivamente para la limpieza de dientes y encías.
- No lo utilices para limpiar ojos, orejas ni nariz.
- La altitud máxima de uso es de 4500 metros.
- No cargues el producto en exteriores o cerca de superficies con calor.

ADVERTENCIAS MÉDICAS

- Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de usar este producto.

- Este dispositivo es un aparato de cuidado personal y no está destinado para que lo use más de una persona.
- Deje de usar el dispositivo y consulte a su dentista o doctor si hay un sangrado excesivo o prolongado después del uso o si experimenta incomodidad o dolor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Este aparato contiene baterías no reemplazables que solo personas capacitadas pueden quitar.
- Únicamente utilice este producto para su fin previsto. Antes de usar el producto, sus pilas y accesorios, lea atentamente esta información y consérvela por si necesita consultarla en el futuro. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- Use únicamente accesorios y productos consumibles originales Philips.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despiden un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perforo, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables. Cuando la batería llega al final de su vida útil, el aparato debe desecharse de forma apropiada. Consulte la sección sobre reciclaje.
- Cargue y utilice el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F).
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Condiciones de almacenamiento y transporte


Cargue y use el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el producto:



Este símbolo significa que debes leer todas las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo.



Este símbolo significa que debes utilizar la fuente de alimentación indicada.

Parte de fuente de alimentación desmontable: el "xxxxxx" indica el número de modelo de los cargadores aprobados que se pueden usar.

Introducción

¡Bienvenido a Philips! ¡Felicidades por haber adquirido su nuevo limpiador dental compacto Sonicare Compact Flosser! Para aprovechar al máximo el soporte que ofrece Philips, registre su producto en philips.com/welcome.

Uso previsto

El limpiador dental compacto Philips Sonicare Compact Flosser es un irrigador bucal que se diseñó para remover la placa y los residuos de comida entre los dientes y de la superficie de estos, con el fin de reducir las caries dentales y mejorar y mantener la salud de las encías. Este producto está diseñado para el uso en casa por parte de los consumidores, generalmente una vez al día, como mínimo.

Limpiador dental compacto Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Botón de liberación de la boquilla
- 2 Botón de encendido/apagado
- 3 Botón de modo
- 4 Luz indicador de modo
- 5 Luz indicadora de la batería
- 6 Depósito
- 7 Puerto de llenado/almacenamiento de boquilla
- 8 Puerto de carga


Accesorios

- 9 Boquilla Comfort
- 10 Boquilla Standard
- 11 Cable USB-A a conector pequeño (el adaptador de pared no está incluido)


Nota: Los accesorios incluidos podrían variar en función del modelo comprado.

Antes de empezar


Configuración del limpiador dental compacto Compact Flosser



- 1 Jale suavemente la tapa del puerto de llenado.




- 2 Quite la boquilla del compartimento de almacenamiento.




- 3 Inserte la boquilla en el dispositivo.

Nota: Asegúrese de que la boquilla esté completamente insertada y al ras de la parte superior del dispositivo.



- 4 Asegúrese de que la tapa del puerto de llenado esté abierta y jale el depósito hacia abajo.

Nota: Cuando la tapa del puerto de llenado está abierta, es más sencillo jalar el depósito hacia abajo.





- 5 Jale el depósito hasta que el tope del dispositivo esté por encima del tope dentro del depósito.

Llenado del depósito


Advertencia: Quite el cargador del limpiador dental compacto Compact Flosser antes de llenar el depósito y utilizar el dispositivo.

- 1 Abra el puerto de llenado y llene el depósito con agua tibia.

O bien




También puede llenar directamente el depósito con agua. Jale suavemente el depósito para quitarlo del limpiador dental compacto Compact Flosser y llene con agua hasta la línea de llenado máximo. Vuelva a colocar el depósito y asegúrese de que el tope del dispositivo y el depósito estén colocados correctamente.



2 Cierre suavemente el puerto de llenado.

Nota: Cuando llene el depósito, no supere la línea de llenado máximo (200 ml).

Modos



El limpiador dental compacto Compact Flosser cuenta con tres modos diferentes. Para alternar entre ellos, presione el botón de modo. Los modos tienen intensidades diferentes. Se enumeran de más baja a más alta:

Sensitive

Este modo, que tiene un “marcapasos”, brinda una presión suave de agua. El marcapasos le indica cuándo debe pasar a la siguiente sección de la boca mediante una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Pulse

Este modo, alterna entre pulsos fuertes y suaves, y está diseñado para masajear y estimular las encías. El marcapasos le indica cuándo debe pasar a la siguiente sección de la boca mediante una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Clean

Este modo, que tiene un “marcapasos”, brinda una presión constante de agua para una gran limpieza. El marcapasos le indica cuándo debe pasar a la siguiente sección de la boca mediante una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Nota: La primera vez que use el dispositivo, empiece en el modo Sensitive para el nivel más bajo de intensidad. Se recomienda que vaya aumentando la intensidad a lo largo de unas cuantas semanas. Esto le puede ofrecer mejores beneficios de limpieza ya que puede tolerar niveles mayores de intensidad.

Nota: Este limpiador dental compacto Compact Flosser ya tiene el marcapasos activado. Para activar o desactivar el marcapasos con el limpiador dental compacto Compact Flosser apagado, mantenga presionado el

botón de selección de modo durante 3 segundos. Cuando se desactiva, la luz indicadora de la batería parpadeará en color ámbar una vez. Cuando se activa, la luz indicadora de la batería parpadeará en color verde dos veces.


Uso del limpiador dental compacto Compact Flosser



- 1 Antes de encender el dispositivo, dirija la punta de la boquilla hacia el lavabo. Deje que el agua se rocíe en el lavabo. Apague el dispositivo una vez que salga agua del dispositivo.




- 2 Coloque la punta de la boquilla en su boca. Inclínese sobre el lavabo y cierre parcialmente los labios sobre la punta de la boquilla para evitar que salpique el agua. Deje suficiente espacio para permitir que el agua fluya de su boca al lavabo.



- 3 Coloque la punta de la boquilla justo por encima de la línea de la encía a un ángulo de 90°.




- 4 Presione el botón de encendido/apagado en el mango para encender el limpiador dental compacto Compact Flosser y comenzar la limpieza con hilo dental.




- a Comience por los dientes de atrás de la mandíbula superior o inferior, deslice la punta de la boquilla a lo largo de la línea de la encía y haga una pausa breve entre cada diente.

Nota: Rote la boquilla como desee para un posicionamiento más sencillo junto a la línea de las encías.



- b Siga el marcapasos para limpiar la parte exterior (15 segundos) y la parte interior de los dientes (15 segundos) durante un total de 30 segundos en un arco de la boca.

Nota: Recuerde limpiar las partes internas de los dientes.




- c Siga el marcapasos y repita el proceso en el otro arco de la boca durante otros 15 segundos en la parte interior y 15 segundos en la parte exterior hasta que todos los espacios entre los dientes y alrededor de ellos se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.

Nota: Puede detener el flujo de agua durante el uso si presiona el botón de encendido/apagado del limpiador dental compacto Compact Flosser.

Nota: Si decide volver a llenar el depósito durante el uso, apague el dispositivo mientras lo llena y, luego, continúe desde donde dejó hasta que todos los espacios alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.


Después de cada uso



- 1 Quite la boquilla de la siguiente manera: jale la boquilla y presione el botón de liberación al mismo tiempo.



- 2 Enjuague la punta con agua tibia de la llave.



- 3 Abra suavemente el puerto de llenado en la parte superior del limpiador dental compacto Compact Flosser.

- 4 Vierta el exceso de agua. Seque la boquilla, el exterior del mango y el depósito.

- 5 Inserte la boquilla de vuelta en el mango.

Nota: Para facilitar el secado, mantenga abierto el puerto de llenado o deje el limpiador dental compacto Compact Flosser desmontado entre usos (el depósito se puede quitar por completo).


Nota: No deje el limpiador dental compacto Compact Flosser desmontado durante más tiempo del necesario.

Carga y estado de la batería


El limpiador dental compacto Sonicare Compact Flosser está diseñado para brindar al menos 24 sesiones de limpieza con hilo dental de 1 minuto con la batería totalmente cargada. Después de los 2 minutos de uso, el dispositivo se apagará.

Nota: Puede llevar hasta 4 horas cargar completamente la batería antes de usar el limpiador dental compacto Compact Flosser por primera vez, pero puede usarlo antes de que esté cargado en su totalidad.

Carga




- 1 Jale suavemente la tapa del puerto de carga en el lateral del limpiador dental compacto Compact Flosser para que el puerto de carga quede al descubierto.



- 2 Conecte el cable de carga USB-A a conector pequeño a un adaptador de pared USB de 5 V.

Nota: El adaptador de pared no está incluido en todos los modelos. Use únicamente un adaptador de 5 V (tipo A).



- 3 Conecte el cable de carga USB-A a conector pequeño al puerto de carga.

Nota: Asegúrese de que el mango esté completamente seco antes de conectar el cable de carga USB-A a conector pequeño.



- 4 El indicador de la batería parpadea mientras está cargando.
- 5 Cierre la tapa del puerto de carga en el limpiador dental compacto Compact Flosser cuando no se esté cargando.

Estado de la batería

Estado de la batería

El indicador de la batería muestra el estado de esta cuando se completa la sesión de limpieza con hilo dental o cuando pone en pausa el limpiador dental compacto Compact Flosser.

Cuando el limpiador dental compacto Compact Flosser se está cargando

Estado de la batería	Indicador de batería
Completa	Verde permanente

Carga

Verde parpadeante

Nota: El indicador de batería parpadeará hasta que esté completamente cargado. Cuando se completa la carga y sigue enchufado, la luz quedará permanentemente en verde durante 30 segundos y, luego, se apagará.

Cuando el limpiador dental compacto Compact Flosser no se está cargando

Estado de la batería**Indicador de batería**

Completa

Verde permanente

Media

Verde parpadeante

Baja

Ámbar parpadeante

Vacía

Parpadea en color ámbar durante 5 segundos y el limpiador dental compacto Compact Flosser se apaga automáticamente


Nota: Cuando aparece el indicador de batería baja, el limpiador dental compacto Compact Flosser está diseñado para brindar al menos 3 sesiones de limpieza con hilo dental de 1 minuto.

Limpeza


Es necesario limpiar el dispositivo una vez a la semana. Limpie el dispositivo y los accesorios de la siguiente manera. Los accesorios pueden variar según el modelo.

Nota: No use ni limpie el dispositivo con soluciones de limpieza que contengan alcohol.


Advertencia: No limpie el dispositivo mientras el cable de carga USB-A a conector pequeño esté conectado. Desenchufe el dispositivo y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiarlo.




- 1 Quite la boquilla de la siguiente manera: jale la boquilla y presione el botón de liberación al mismo tiempo.




- 2 Enjuague la punta con agua tibia de la llave.



- 3 Abra suavemente el puerto de llenado en la parte superior del limpiador dental compacto Compact Flosser.




- 4 Vierta el agua restante en el lavabo.




- 5 Quite suavemente el depósito del limpiador dental compacto Compact Flosser al jalar de este. El depósito se puede lavar a mano con agua tibia y jabón neutro. Cuando sea necesario, puede limpiar el mango con un paño suave y jabón neutro.

Almacenamiento


El limpiador dental compacto Compact Flosser está diseñado para que pueda guardar una boquilla en el mango. Para utilizar esta funcionalidad, haga lo siguiente:




- 1 Quite la boquilla de la siguiente manera: jale la boquilla y presione el botón de liberación al mismo tiempo.



- 2 Abra suavemente el puerto de llenado en la parte superior del limpiador dental compacto Compact Flosser.




- 3 Inserte la boquilla en el puerto de llenado.



- 4 Encaje el limpiador dental compacto Compact Flosser al tirar el depósito hacia arriba.

Nota: Cuando la tapa del puerto de llenado está abierta, es más sencillo encajar el depósito.



- 5 Cierre suavemente el puerto de llenado.

Sustitución

Cambia las boquillas cada 6 meses o, si se dañan, cámbialas de inmediato. Para comprar accesorios o partes de repuesto, visita **philips.com** o acude al distribuidor de Philips Sonicare de su localidad.

Nota: El limpiador dental Compact Flosser solo es compatible con las boquillas del limpiador dental compacto Philips Sonicare Compact Flosser. No es compatible con otras boquillas Philips Sonicare, por ejemplo, las que corresponden al limpiador dental eléctrico Power Flosser.

Garantía y asistencia

La garantía de Philips cubre los productos por un periodo de 2 años después de la fecha de compra. Philips se hará cargo de la reparación o sustitución de los defectos debidos a materiales defectuosos o de fabricación, siempre y cuando se presente una prueba convincente de compra en el plazo estipulado. Philips recomienda el uso de boquillas Sonicare originales para un desempeño óptimo. El uso de otras boquillas puede dañar su limpiador dental eléctrico Power Flosser y limitar la protección de la garantía. Póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente al 1-800-682-7664 o en **www.philips.com/sonicare-warranty** (Norteamérica). Fuera de Norteamérica, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips de su localidad. Para obtener información del producto e instrucciones en línea para el usuario, visite:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Norte América) o **www.philips.com/support** (fuera de Norteamérica).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía:

- Boquillas
- Daños causados por el uso de partes de repuesto no autorizadas o de boquillas no autorizadas.
- Daños causados por uso inapropiado, abuso, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Uso y desgaste normales, lo que incluye despostilladuras, rayones, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE APLICAN LÍMITES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EN NINGÚN CASO PHILIPS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA BASE LEGAL. ESTOS DAÑOS INCLUYEN, SIN LÍMITE, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS; LUCRO CESANTE; PÉRDIDA DE USO; RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTALES; Y COSTE DE EQUIPO O SERVICIOS SUSTITUTIVOS. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE ADMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Desecho



- Este producto posee una batería recargable de litio-ion que debe desecharse apropiadamente.
- Comuníquese con los funcionarios locales o de la ciudad para obtener más información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-682-7664.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.



- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos normales.
- Siga las reglas de su país para la recolección por separado de los productos eléctricos y electrónicos, así como de las baterías.

Solo un profesional calificado **debe retirar la batería recargable incorporada** cuando se desecha el aparato. Antes de retirar la batería, asegúrese de que esté completamente vacía.

Remover la batería recargable


Un profesional calificado debe retirar la batería recargable incorporada cuando se desecha el producto. Las instrucciones para retirar las baterías recargables incorporadas están disponibles en

www.philips.com/support.


- Este aparato posee una batería recargable de ion de litio. **DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.**

Para quitar la batería recargable, necesita un destornillador y un cortador de cables. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación.


- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, deje que el limpiador dental compacto Compact Flosser funcione hasta que se detenga.




- 2 Retire el depósito al jalar de este.




- 3 Quite las dos tapas de los tornillos.




- 4 Quite los tornillos.



- 5 Jale los componentes internos del dispositivo.



- 6 Quite la tapa de la batería.



- 7 Jale la batería del puesto de carga. Corte los cables para quitar la batería.

Precaución: Tenga cuidado con los bordes afilados de las pestañas de la batería para evitar lesionarse los dedos.

- 8 Cubra los contactos de la batería con cinta para evitar cortos circuitos provocados por cargas residuales de la batería.



- 9** La batería recargable se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.

Nota: No deseche el aparato con la basura normal de la casa al final de su vida útil, llévelo a un centro de recolección oficial para su reciclado. Al hacer esto, ayuda a preservar el ambiente.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Lisez attentivement ces renseignements avant d'utiliser le produit, ses piles et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENTS

- Gardez le câble de charge à l'écart de l'eau.
- Nettoyez régulièrement l'appareil (en particulier à l'intérieur du réservoir).
- Après l'avoir nettoyé, assurez-vous que le câble de charge est complètement sec avant de le brancher sur la prise secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil de façon sécuritaire et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec le produit.
- Chargez votre appareil uniquement avec des adaptateurs Philips WAA1001, WAA2001 homologués UL ou équivalent de 100 - 240 V~/50/60 Hz /3,5 W en entrée et 5 Vcc /2,5 W en sortie. Pour connaître la liste des adaptateurs compatibles, veuillez consulter le site www.philips.com/support.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil est endommagé, cessez de l'utiliser et communiquez avec le service à la clientèle de votre pays. Si le câble USB ou le bloc d'alimentation USB est endommagé, cessez de l'utiliser.
- Ne mettez aucune partie du produit au lave-vaisselle.
- N'utilisez que des accessoires ou des consommables Philips originaux. Utilisez uniquement le câble USB et le bloc d'alimentation USB d'origine (s'ils sont fournis).
- Pour éviter les blessures, ne versez pas d'eau chaude dans le réservoir. N'insérez pas d'objets dans le réservoir.
- Cet appareil a seulement été conçu pour nettoyer les dents et les gencives.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer les yeux, les oreilles ou le nez.
- L'altitude maximale d'utilisation est de 4500 mètres.
- Ne chargez pas le produit à l'extérieur ou à proximité de surfaces chauffantes.

MISES EN GARDE D'ORDRE MÉDICAL

- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant d'utiliser votre appareil.
- Cet appareil est conçu pour dispenser des soins personnels et n'est pas destiné à être partagé par plusieurs personnes.
- Si un saignement excessif ou prolongé se produit après l'utilisation du produit ou si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation, cessez d'utiliser le produit et consultez votre dentiste ou votre médecin.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

- Cet appareil contient des piles non remplaçables qui ne doivent être retirées que par des personnes qualifiées.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Lisez attentivement ces renseignements avant d'utiliser le produit, ses piles et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.
- N'utilisez que des accessoires et des consommables Philips d'origine.
- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la recharge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas ouvrir, modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de recharger les piles en polarité inversée.
- Cet appareil comprend des piles qui ne sont pas remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut correctement, selon les instructions de la section sur le recyclage.
- Chargez et utilisez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
- Si les batteries sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.

- Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des piles ou mettez-les dans un sac en plastique avant de les jeter.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.


Conditions de transport et d'entreposage

Chargez et utilisez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les symboles suivants peuvent s'afficher sur le produit :

Ce symbole signifie : Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



Ce symbole signifie : Utilisez l'alimentation indiquée.
Bloc d'alimentation amovible : le « xxxxxx » indique la référence des chargeurs agréés à utiliser.

Introduction

Bienvenue dans l'univers Philips! Félicitations pour votre achat du nouveau porte-soie dentaire compact Sonicare. Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **philips.com/welcome**.

Utilisation prévue

Le Philips Sonicare Compact Flosser est un irrigateur bucco-dentaire conçu pour enlever la plaque dentaire et les résidus alimentaires entre les dents et à la surface de celles-ci, afin de réduire les caries ainsi que d'améliorer et de maintenir la santé des gencives. Ce produit est destiné à un usage domestique, et est normalement utilisé au moins une fois par jour.

Votre Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Bouton de libération de la buse
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Bouton de sélection du mode
- 4 Voyant lumineux de mode
- 5 Voyant d'état de la pile
- 6 Réservoir
- 7 Orifice de remplissage/Stockage de buses
- 8 Port de charge


Accessoires

- 9 Buse Comfort
- 10 Buse Standard
- 11 Câble USB-A vers petit connecteur (adaptateur mural non inclus)


Remarque : Les accessoires inclus peuvent varier en fonction du modèle acheté.

Préparation


Configuration de votre Compact Flosser



- 1 Tirez doucement sur le couvercle de l'orifice de remplissage.




- 2 Retirez la buse du compartiment de rangement.




- 3 Insérez votre buse dans l'appareil.

Remarque : assurez-vous que la buse est complètement insérée et affleure le haut de l'appareil.



- 4 Assurez-vous que le couvercle de l'orifice de remplissage est ouvert et tirez le réservoir vers le bas.

Remarque : Il est plus facile d'abaisser le réservoir lorsque le couvercle de l'orifice de remplissage est ouvert.




- 5 Abaissez le réservoir jusqu'à ce que le bouchon de l'appareil soit au-dessus du bouchon à l'intérieur du réservoir.


Remplissage du réservoir

Avertissement : Retirez le chargeur du Compact Flosser avant de remplir le réservoir et d'utiliser l'appareil.


- 1 Ouvrez l'orifice de remplissage et remplissez le réservoir avec de l'eau tiède.

Ou






L'eau peut également être versée directement dans le réservoir. Retirez délicatement le réservoir du Compact Flosser et remplissez-le d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Remettez le réservoir en place et assurez-vous que le bouchon de l'appareil et du réservoir sont correctement positionnés.



2 Fermez délicatement l'orifice de remplissage.

Remarque : Lors du remplissage du réservoir, ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale (200 ml).

Modes



Votre Compact Flosser est doté de trois modes différents. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur le bouton de mode.

Les modes présentent des intensités différentes. De l'intensité la plus basse à la plus élevée:

Sensitive

Ce mode, avec stimulateur, fournit une pression d'eau douce. Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Pulse

Ce mode, qui alterne des impulsions fortes et douces, est conçu pour masser et stimuler les gencives. Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Clean


Ce mode, avec minuteur, fournit une pression d'eau constante pour un excellent nettoyage. Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Remarque : Lors de la première utilisation, démarrez l'appareil en mode Sensitive pour obtenir l'intensité la plus faible. Il est recommandé d'augmenter l'intensité

que vous utilisez au cours de quelques semaines. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un meilleur nettoyage, car vous serez en mesure de tolérer des intensités plus élevées.

Remarque : Ce Compact Flosser est livré avec le minuteur activé. Pour activer ou désactiver le minuteur alors que le Compact Flosser est éteint, appuyez sur le bouton de sélection du mode pendant 3 secondes. Lorsque le minuteur est désactivé, le témoin de pile clignote en orange une fois. Lorsque le minuteur est activé, le témoin de pile clignote en vert deux fois.


Utilisation de votre Compact Flosser



- 1 Avant d'allumer l'appareil, dirigez l'embout de la buse vers le lavabo. Laissez l'eau s'écouler dans le lavabo. Éteignez l'appareil une fois que toute l'eau s'est écoulée.




- 2 Placez l'embout de la buse dans votre bouche. Penchez-vous au-dessus du lavabo et refermez partiellement vos lèvres sur la buse pour éviter les éclaboussures. Laissez suffisamment d'espace pour permettre à l'eau de s'écouler de votre bouche dans l'évier.



- 3 positionnez l'embout de la buse juste au-dessus du bord de la gencive à un angle de 90°.




- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le manche pour mettre en marche le Compact Flosser et commencer à l'utiliser.




- a En partant des dents arrière de votre mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser l'embout de la buse le long du bord de la gencive et faites une brève pause entre chaque dent.

Remarque : Tournez la buse comme vous le souhaitez pour faciliter le positionnement le long de la ligne gingivale.



- b Suivez le minuteur pour nettoyer à la fois la face externe (15 secondes) et la face interne de vos dents (15 secondes) pour un total de 30 secondes par arcade dentaire.

Remarque : n'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.




- c Suivez le minuteur et répétez l'opération pour l'autre mâchoire pendant 30 secondes (15 secondes à l'intérieur, 15 secondes à l'extérieur), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant au moins une minute.


Remarque : Vous pouvez arrêter le débit d'eau pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton marche/arrêt du Compact Flosser.

Remarque : si vous choisissez de remplir le réservoir pendant l'utilisation, éteignez l'appareil pendant le remplissage du réservoir, puis reprenez là où vous vous êtes arrêté jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant au moins une minute.


Après chaque utilisation




- 1 Retirez la buse en la tirant et en maintenant simultanément son bouton de déverrouillage.




- 2 Rincez l'embout à l'eau tiède.



- 3 Ouvrez doucement l'orifice de remplissage situé sur le dessus du Compact Flosser.



- 4 Retirez l'excès d'eau. Séchez la buse, l'extérieur de la manche et le réservoir.



- 5 Réinsérez la buse dans la manche.

Remarque : Pour faciliter le séchage, laissez l'orifice de remplissage ouvert ou laissez le Compact Flosser démonté entre deux utilisations (le réservoir peut être retiré complètement).

Remarque : Ne laissez pas le Compact Flosser non assemblé plus longtemps que nécessaire.

Charge et état de la pile


Votre Sonicare Compact Flosser est conçu pour permettre au moins 24 sessions, chaque session durant 1 minute avec une pile complètement chargée. L'appareil s'éteint après 2 minutes d'utilisation.

Remarque : Avant la première utilisation, une charge complète peut prendre jusqu'à 4 heures, mais vous pouvez utiliser la brosse à dents Compact Flosser avant qu'elle ne soit complètement chargée.

Charge




- 1 Tirez doucement sur le couvercle du port de charge sur le côté du Compact Flosser pour exposer le port de charge.



- 2 Branchez le câble de charge USB-A vers petit connecteur sur un adaptateur mural USB 5 V.

Remarque : L'adaptateur mural n'est pas fourni avec tous les modèles. Utilisez uniquement un adaptateur 5 V (type A).



- 3 Branchez le câble de charge USB-A vers petit connecteur dans le port de charge.

Remarque : Assurez-vous que le manche est complètement sec avant de connecter le câble de charge USB-A vers petit connecteur.



- 4 Le témoin de pile clignote pendant la charge.
- 5 Lorsque le Compact Flosser n'est pas en charge, fermez le couvercle du port de charge.

État de la pile

État de la pile

Le témoin de pile affiche l'état de la pile après la séance d'hydropulsion ou lorsque vous mettez le Compact Flosser en pause.

Pendant la charge du Compact Flosser

État de la pile	Témoin de charge
Pleine	Vert uni
Charge	Vert clignotant

Remarque : Le témoin de pile clignote jusqu'à ce que la pile soit complètement chargée. Lorsqu'elle est branchée et complètement chargée, le témoin devient vert fixe pendant 30 secondes, puis s'éteint.

Lorsque le Compact Flosser n'est pas en charge

État de la pile	Témoin de charge
Pleine	Vert uni
Moyen	Vert clignotant
Faible	Orange clignotant
Vide	Le témoin clignote en orange pendant 5 secondes et le Compact Flosser s'éteint automatiquement.


Remarque : Lorsque le témoin de pile faible apparaît, le Compact Flosser peut fournir au moins 3 séances d'hydropulsion d'une minute.

Nettoyage


Le Compact Flosser doit être nettoyé une fois par semaine. Nettoyez l'appareil et les accessoires de la manière suivante. Les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Remarque : Ne faites pas fonctionner ou ne nettoyez pas l'appareil avec des solutions de nettoyage à forte teneur en alcool.


Avertissement : Ne nettoyez pas le Compact Flosser lorsque le câble de chargement USB-A vers petit connecteur est branché. Débranchez l'appareil et fermez le couvercle du port de charge avant le nettoyage.




- 1 Retirez la buse en la tirant et en maintenant simultanément son bouton de déverrouillage.




- 2 Rincez l'embout à l'eau tiède.



- 3 Ouvrez doucement l'orifice de remplissage situé sur le dessus du Compact Flosser.




- 4 Versez l'eau excédentaire dans l'évier.




- 5 Retirez le réservoir du Compact Flosser en tirant délicatement dessus. Le réservoir peut être lavé à la main avec de l'eau chaude et un savon doux. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le manche avec un chiffon et du savon doux.

Rangement


La conception de votre Compact Flosser vous permet de ranger une buse dans le manche. Pour utiliser cette fonctionnalité :




- 1 Retirez la buse en la tirant et en maintenant simultanément son bouton de déverrouillage.



- 2 Ouvrez doucement l'orifice de remplissage situé sur le dessus du Compact Flosser.




- 3 Insérez la buse dans l'orifice de remplissage.



- 4 Refermez le Compact Flosser en poussant le réservoir vers le haut.

Remarque : Il est plus facile de fermer le réservoir lorsque le couvercle de l'orifice de remplissage est ouvert.



- 5 Fermez délicatement l'orifice de remplissage.

Remplacement

Remplacez les buses tous les 6 mois ou immédiatement lorsqu'elles sont endommagées. Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **philips.com** ou rendez-vous chez votre détaillant Philips Sonicare local.

Remarque : Le Compact Flosser est uniquement compatible avec les embouts du fil dentaire compact Philips Sonicare. Il n'est pas compatible avec d'autres embouts Philips Sonicare, notamment ceux du Power Flosser.

Garantie et assistance

Philips garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. À sa discrétion, Philips réparera tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre ou remplacera tout appareil défectueux si une preuve d'achat peut être présentée durant la période de garantie. Pour des performances optimales, Philips recommande d'utiliser exclusivement des buses Sonicare. L'utilisation d'autres buses peut endommager votre porte-soie dentaire électrique et limiter votre protection sous garantie. Si vous êtes en Amérique du Nord, communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-800-682-7664 ou sur **www.philips.com/sonicare-warranty**. Sinon, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Pour en savoir plus sur nos produits et accéder aux instructions d'utilisation en ligne, visitez le site : **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Amérique du Nord) ou **www.philips.com/support** (à l'extérieur de l'Amérique du Nord).

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

- Les buses
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou de buses non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- Les modifications qui sont dues à l'usage normal comme l'écaillage, les rayures, les abrasions et les décolorations.

GARANTIES IMPLICITES

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES RESTRICTIONS DE DURÉE RELATIVES AUX GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

RESTRICTION DES RECOURS

NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, D'UNE FAUTE DÉLICTEUELLE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, UNE PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENU, UNE PERTE DE PROFIT, UNE INTERRUPTION D'UTILISATION, LES REVENDICATIONS DE TIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DENTISTES ET HYGIÉNISTES DENTAIRES, AINSI QUE LE COÛT D'ÉQUIPEMENT OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT. CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

Mise au rebut



- Ce produit contient une pile rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 1-800-822-8837 ou visiter le site **www.call2recycle.org** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-800-682-7664.



- Votre appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, communiquez avec les responsables des installations locales de gestion des déchets ou visitez le site : **www.recycle.philips.com**.
- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Suivez les règles de votre pays sur la collecte sélective des produits électriques et des batteries rechargeables.

La batterie rechargeable intégrée **doit uniquement être retirée par un professionnel qualifié** lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle soit complètement vide.


Retrait de la pile rechargeable

La pile rechargeable intégrée doit être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut du produit. Les instructions de retrait de la pile rechargeable intégrée sont disponibles à l'adresse **www.philips.fr/support**.


- Cet appareil contient une batterie rechargeable au lithium-ion. **DOIT ÊTRE RECYCLÉ OU ÉLIMINÉ DE MANIÈRE APPROPRIÉE.**

Pour retirer la pile rechargeable, vous avez besoin d'un tournevis et d'une pince coupante. Respectez les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous suivez la procédure ci-dessous.


- 1 Pour décharger la pile rechargeable, laissez le Compact Flosser fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 2 Retirez le réservoir en tirant dessus.




- 3 Retirez les deux capuchons à vis.




- 4 Retirez les vis.




- 5 Retirez les composants internes du corps du dispositif.



- 6 Retirez le couvercle de la pile.



- 7 Retirez la pile du support. Coupez les fils pour retirer la pile.



Attention : Prenez garde de ne pas vous blesser aux doigts avec les bords tranchants des languettes de la batterie.

- 8 Couvrez les contacts de la batterie avec de l'adhésif pour éviter tout court-circuit électrique par la charge résiduelle de la batterie.



- 9** La batterie rechargeable peut maintenant être recyclée et le reste du produit peut être mis au rebut.

Remarque : Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Ce faisant, vous contribuerez à préserver l'environnement.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

www.philips.com/Sonicare

www.philips.ca/sonicare

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.

Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Tous droits réservés.

Philips et le blason Philips sont des marques de commerce de KPNV.

Sonicare et le logo Sonicare sont des marques de commerce
de Philips Oral Healthcare, LLC et (ou) KPNV.

Philips Oral Healthcare, LLC.

22100 Bothell Everett Highway

Bothell, WA 98021

300015091151 (2025/03/11)

