



PHILIPS












sonicare

Compact Flosser
1000









English 6
Azərbaycanca 23
Čeština 41
Dansk 58
Deutsch 76
Eesti 97
Español 114
Français 132
Hrvatski 150
Italiano 168
Latviešu 186
Lietuviškai 203
Magyar 220
Nederlands 238
Norsk 256
O'zbek 273
Polski 291
Português 311
Română 329
Shqip 347
Slovenščina 365
Slovensky 383
Srpski 401
Suomi 419
Svenska 437
Türkçe 454
Türkmençe 471
Ελληνικά 489
Български 509
Кыргызча 529
Македонски 547
Русский 565
Тоҷикӣ 585

Українська 605
Қазақша 624
Հայերեն 642
ქართული ენა 662
עברית 682

Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

WARNINGS

- Keep the charging cable away from water.
- After cleaning, make sure the charging cable is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher unless otherwise instructed in the Cleaning section.
- Do not charge the product outdoors or near heated surfaces.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. If the USB cable or USB power supply unit is damaged stop using it.
- Only use original Philips accessories or consumables. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums.
- Do not use to clean eyes, ears or nose.
- The maximum altitude of use is 4500 meters.
- Water may accumulate on the counter or floor and present a slipping hazard if the device is not used over the sink.
- Clean the product (especially inside the reservoir) on regular basis.
- Charge only with Philips WAA1001, WAA2001, UL or equivalent safety approved adapters with input ratings (100 - 240V~; 50/60Hz; 3.5W) and output ratings (5Vdc; 2.5W). For the list of adapters, please see www.philips.com/support.

MEDICAL WARNINGS

- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive or prolonged bleeding occurs after use, or if you experience discomfort or pain during use.
- This appliance is a personal care device and is not intended to be shared by multiple users.
- Consult your dental professional before you use this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance contains non-replaceable batteries that are only to be removed by skilled persons.
- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on Recycling.
- Charge and use the product at a temperature between 3°C and 40°C (37 °F and 104 °F).
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- Power consumption in:
 - Off mode (no attachments) < 0.1 W

8 English

- Low energy mode < 0.3 W
- Charging: USB Charging (5VDC, 1A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Storage and transportation conditions

Temperature (Transport and Storage) between -20°C to 60°C (-4°F and 140 °F)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The following symbols may appear on the product:

This symbol means read the instructions for use, before using the appliance.



XXXXXX

This symbol means to use the indicated power supply. Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Compact Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at philips.com/welcome.

Intended use

The Philips Sonicare Compact Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and on the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This

product is intended for consumer home use, normally used at least once a day.

Your Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Nozzle release button
- 2 Power on/off button
- 3 Mode button
- 4 Mode indicator light
- 5 Battery indicator light
- 6 Reservoir
- 7 Filling port/Nozzle storage
- 8 Charging port


Accessories

- 9 Comfort nozzle
- 10 Standard nozzle
- 11 USB-A to small plug (wall adapter not included)


Note: Accessories included may vary based on the model purchased.

Getting started


Set up your Compact Flosser



- 1 Gently pull on the cover of the filling port.




- 2 Remove the nozzle from the storage compartment.




- 3 Insert your nozzle into the device.

Note: Ensure the nozzle is fully inserted and flush with the top of the device.



- 4 Ensure the cover of the filling port is open and pull down the reservoir.


Note: When the filling port cover is open, it is easier to pull down the reservoir.




- 5 Pull down the reservoir until the device's stopper is above the stopper inside the reservoir.

Filling the reservoir


Warning: Remove the charger from the Compact Flosser prior to filling the reservoir and using the device.



- 1 Open the filling port and fill the reservoir with lukewarm water.
Or




Water can also be filled directly into the reservoir. Gently pull the reservoir off the Compact Flosser and fill with water to the max fill line. Reattach the reservoir and make sure the stopper of the device and reservoir are correctly in place.



2 Gently close the filling port.

Note: When filling reservoir, do not exceed the max fill line (200ml).

Modes



Your Compact Flosser is equipped with three different modes. To toggle between modes, press the mode button.

The modes have different intensities. Listed from low to high:

Sensitive

This mode, with pacer, provides gentle water pressure. The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the water flow every 15 seconds.

Pulse

This mode, alternates strong and gentle pulses, and is designed to massage and stimulate the gums. The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the water flow every 15 seconds.

Clean

This mode, with pacer, provides constant water pressure for a great clean. The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the water flow every 15 seconds.

Note: For first time use, start the device in Sensitive mode for the lowest intensity. It is recommended to increase the intensity you use over the course of a few weeks. This can give better cleaning benefits as you are able to tolerate higher intensities.

Note: This Compact Flosser comes with the pacer activated. To activate or deactivate the pacer with the Compact Flosser off, press and hold the mode selection button for 3 seconds. When deactivated, the battery indicator light will flash amber once. When activated, the battery indicator light will flash green twice.


Using your Compact Flosser



- 1 Before turning on the device, point the nozzle tip at the sink. Allow water to spray into the sink. Turn off the device once water dispenses from the device.




- 2 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle tip to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.



- 3 Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.




- 4 Press the power on/off button on the handle to turn on the Compact Flosser and to start flossing.




- a Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth.

Note: Rotate the nozzle as desired for easier positioning along the gumline.



- b Follow the pacer to clean both the outside (15 seconds) and the inside of your teeth (15 seconds) for a total of 30 seconds in one arch of your mouth.

Note: Remember to clean the insides of your teeth.




- c Follow the pacer and repeat in the other arch of your mouth for another 15 seconds on the inside and 15 seconds on the outside until all spaces around and between teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

Note: You can stop the water flow during use by pressing the on/off button on the Compact Flosser.


Note: If you choose to refill the reservoir during use, turn the device off while refilling the reservoir and then pick up where you left off until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

After each use



- 1 Remove the nozzle by pulling the nozzle and holding the nozzle release button at the same time.
- 2 Rinse the tip under warm water.

14 English



3 Gently open the filling port on top of the Compact Flosser.

4 Pour out any excess water. Dry the nozzle, the outside of the handle and the reservoir.

5 Insert the nozzle back into the handle.

Note: To facilitate drying, keep the filling port open or leave the Compact Flosser disassembled between uses (the reservoir can be pulled off completely).

Note: Do not leave the Compact Flosser unassembled longer than necessary.

Charging and battery status


Your Sonicare Compact Flosser is designed to provide at least 24 flossing sessions, each session lasting 1 minute on a fully charged battery. The device will shut off after 2 minutes of use.

Note: It can take up to 4 hours to fully charge the battery before first use, but you can use the Compact Flosser before it is fully charged.

Charging




1 Gently pull the charging port cover on the side of the Compact Flosser to expose the charging port.



- 2** Connect the USB-A to small plug charging cable into a 5V USB wall adapter.

Note: Wall adapter is not included in all models. Only use a 5V adapter (Type A).



- 3** Plug the USB-A to small plug charging cable into the charging port.

Note: Make sure the handle is completely dry before you connect the USB-A to small plug charging cable.



- 4** The battery indicator flashes while charging.
- 5** Close the charging port cover on the Compact Flosser when not actively charging.

Battery status

Battery Status

The battery indicator shows the battery status when you complete the flossing session, or when you pause the Compact Flosser.

When the Compact Flosser is charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Charging	Flashing green

Note: The battery indicator will flash until fully charged. When it becomes fully charged while plugged in, the light will turn solid green for 30 seconds and then it will turn off.

When the Compact Flosser is not charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Medium	Flashing green
Low	Flashing amber
Empty	Flashing amber for 5 seconds and the Compact Flosser turns off automatically


Note: When the low battery indicator appears, the Compact Flosser is designed to provide at least 3 flossing sessions, each session lasting 1 minute.

Cleaning


The Compact Flosser needs to be cleaned once a week. Clean the device and the accessories as follows. Accessories may vary by model.

Note: Do not run or clean device with high alcohol content cleaning solutions.


Warning: Do not clean the Compact Flosser while the USB-A to small plug charging cable is attached. Unplug the device and close the charging port cover before cleaning.




- 1 Remove the nozzle by pulling the nozzle and holding the nozzle release button at the same time.




- 2 Rinse the tip under warm water.



- 3 Gently open the filling port on top of the Compact Flosser.



- 4 Pour leftover water in the sink.




- 5 Gently remove the reservoir from the Compact Flosser by pulling it off. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap. When necessary, you can clean the handle by wiping with a soft cloth and mild soap.


Storage

Your Compact Flosser is designed such that you can store one nozzle in the handle. To use this functionality:


- 1 Remove the nozzle by pulling the nozzle and holding the nozzle release button at the same time.




- 2 Gently open the filling port on top of the Compact Flosser.



- 3 Insert the nozzle into the filling port.




- 4 Collapse the Compact Flosser by pushing the reservoir up.



Note: When the filling port cover is open, it is easier to collapse the reservoir.

- 5 Gently close the filling port.



Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit **philips.com** or go to your local Philips Sonicare dealer.

Note: The Compact Flosser is only compatible with Philips Sonicare Compact Flosser Nozzles. It is not compatible with other Philips Sonicare nozzles such as those for the Power Flosser.

Troubleshooting

Question	Answer
Can I use mouthwash or essential oils in my reservoir?	It is not recommended to use essential oils in the reservoir. Mouthwash can be mixed with water and used in the reservoir. After using mouthwash, rinse the device to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running product with tip pointed into sink until reservoir is empty.
Will other nozzles fit on my Philips Sonicare Compact Flosser?	Only use Philips N1 and N2 nozzles for this device. Other Philips or non-Philips nozzles are not compatible with this product.
How often do I need to replace my nozzle?	We advise you to replace your nozzle after 6 months of use. You can find more information about buying replacement parts at philips.com
I'm having difficulty extending the reservoir	Open the filling port and remove the nozzle before attempting to extend the reservoir. This should allow the reservoir to easily extend.

Warranty and support

Philips warrants its products for two years after the date of purchase. Defects due to faulty materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips' expense provided that convincing proof of purchase in

the qualifying period is provided. Philips recommends use of genuine Sonicare nozzles for optimal performance. Use of other nozzles may damage your Compact Flosser and limit your warranty protection. Contact our Consumer Care Center at 1-800-682-7664 or **www.philips.com/sonicare-warranty** (North America), outside North America contact your local Philips Consumer Care Center. For product information and online user instructions, visit: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (North America) or **www.philips.com/support** (outside North America).

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE. IN SOME STATES LIMITATIONS ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY.

LIMITATION OF REMEDIES

IN NO EVENT SHALL PHILIPS OR ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DENTISTS AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF ANY SUBSTITUTE

EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.
- Information on REACH substances, contained in Philips products, can be found on www.philips.com/REACH


Removing the rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on **www.philips.com/support**.


- This appliance contains Lithium-ion rechargeable cell. **MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.**

To remove the rechargeable battery, you need a screwdriver and a wire cutter. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below.


- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, let the Compact Flosser run until it stops.




- 2 Remove the reservoir by pulling it off.




- 3 Remove the two screw caps.




- 4 Remove the screws.



- 5 Pull the internal components from the body.



- 6 Remove the battery cover.



- 7 Pull the battery from the cradle. Cut wires to remove the battery.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

- 8 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge.

- 9 The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



Məhsulu yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Məhsulu və onun batareya, aksesuarlarını istifadə etməzdən əvvəl bu məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsəratlərə səbəb ola bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

- Şarj kabelini sudan uzaqda saxlayın.
- Təmizlədikdən sonra şarj kabelini rozetkaya taxmazdan əvvəl tamamilə quruduğuna əmin olun.
- Bu cihaz uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılıblar. Nəzarət olmadan uşaqlara təmizlik və ya istifadəçi baxımını həyata keçirmək icazəsi verilməməlidir.
- Məhsulla oynamamaları üçün uşaqlar nəzarət altında olmalıdırlar.
- Təmizləmə bölməsində əks göstərişin verildiyi hallar istisna olmaqla, məhsulun heç bir hissəsini qabyuyan maşında təmizləməyin.
- Məhsulu çöldə və ya isti səthlərin yaxınlığında şarj etməyin.
- Bu cihazda istifadəçinin təmir edə biləcəyi hissələr yoxdur. Cihaz zədələlibsə, ondan istifadəni dayandırın və ölkənizdəki Müştəriyə Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. USB kabeli və ya USB enerji təchizatı bloku zədələlibsə, ondan istifadə etməyi dayandırın.
- Yalnız orijinal Philips aksesuarları və ya istehlak materiallarından istifadə edin. Təchiz edilibsə, yalnız orijinal USB kabeli və USB enerji təchizatı qurğusundan istifadə edin.
- Fiziki xəsarətin qarşısını almaq üçün çəni isti su ilə doldurmayın. Çənin içinə yad əşyalar qoymayın.
- Bu cihaz yalnız dişləri və damağı təmizləmək üçün hazırlanıb.
- Gözləri, qulaqları və ya burnu təmizləmək üçün istifadə etməyin.
- Maksimum istifadə hündürlüyü 4500 metrdir.
- Cihaz çanağın üzərində istifadə edilmədikdə, su çanağın kənarlarında və ya döşəmədə toplana bilər və sürüşmə təhlükəsi yarada bilər.
- Məhsulu (xüsusilə çənin içini) müntəzəm olaraq təmizləyin.
- Yalnız Philips WAA1001, WAA2001, UL və ya giriş gücləri (100 - 240V~; 50/60Hz; 3,5V) və çıxış gücləri (5Vdc; 2,5V) olan ekvivalent, təhlükəsizliklə təsdiqlənmiş adapterlərlə doldurun. Adapterlərin siyahısı üçün www.philips.com/support səhifəsinə daxil olun.

TİBBİ XƏBƏRDARLIQLAR

- Əgər sizdə kardiostimulyator və ya başqa implantasiya edilmiş cihaz varsa, istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya implantasiya edilmiş cihazın istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.
- İstifadədən sonra həddindən artıq və ya uzunmüddətli qanaxma baş verərsə və ya istifadə zamanı narahatlıq və ya ağrı hiss olunarsa, cihazdan istifadəni dayandırın və stomatoloqunuz/həkiminizlə məsləhətləşin.
- Bu cihaz şəxsi baxım cihazıdır və bir neçə istifadəçi tərəfindən paylaşılması nəzərdə tutulmayıb.
- Ötən 2 ay ərzində ağız və diş əti əməliyyatı keçirmisinizsə, bu cihazı istifadə etməzdən əvvəl stomatoloqunuz ilə məsləhətləşin.

BATAREYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ DAİR TƏLİMATLAR

- Bu cihazda yalnız təcrübəli şəxslər tərəfindən çıxarılmalı olan dəyişdirilə bilməyən batareyalar var.
- Məhsulu yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Məhsulu və onun batareya, aksesuarlarını istifadə etməzdən əvvəl bu məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsarətlərə səbəb ola bilər. Verilən aksesuarlar müxtəlif məhsullar üçün fərqli ola bilər.
- Yalnız orijinal Philips aksesuarları və istehlak materiallarından istifadə edin.
- Məhsulu və batareyaları oddan uzaq saxlayın və onları birbaşa günəş işığı və ya yüksək temperatura məruz qoymayın.
- Məhsul anormal şəkildə qızır və ya qoxu gələrsə, rəngini dəyişər və ya şarj normaldan daha uzun müddət davam edərsə, məhsulu istifadə etməyi, həmçinin şarj etməyi dayandırın və Philips ilə əlaqə saxlayın.
- Məhsulları və onların batareyalarını mikrodalğalı soba və ya induksiya ocaqlara qoymayın.
- Batareyaların qızmaması və ya zəhərli, təhlükəli maddələr buraxmaması üçün məhsulu və ya batareyanı açmayın, dəyişdirməyin, dəşməyin, zədələməyin və ya sökməyin. Batareyanın qısa qapanmasına, həddindən artıq və ya əks şarj edilməsinə yol verməyin.
- Bu cihazda təmir oluna bilən hissələr yoxdur. Batareyanın istismar müddəti başa çatdıqda, cihaz lazımı qaydada atılmalıdır (Təkrar emal bölməsinə baxın).
- Məhsulu 3 °C və 40 °C (37 °F və 104 °F) aralığında olan temperaturda şarj edin və istifadə edin.
- Batareyalar zədələnersə və ya sızdırsa, onların dəri və ya gözlə təmasından çəkinin. Bu baş verərsə, dərhal su ilə yaxşıca yuyun və həkimə müraciət edin.

- Batareyalarla işləyərkən əllərinizin, məhsulun və batareyaların quru olduğundan əmin olun.
- Batareyaların çıxarıldıqdan sonra ani qısaqapanmanın qarşısını almaq üçün batareya terminallarının metal əşyalarla (məsələn, sikkələr, saç tokaları, üzüklər) təmas etməsinə yol verməyin. Batareyaları alüminium folqa ilə bükməyin. Batareya terminallarını atmazdan əvvəl onları bantlayın və plastik torbalara qoyun.
- Bu rejimlərdə enerji sərfiyyatı:
 - Sönülü rejim (qoşulma yoxdur) $< 0,1 \text{ Vt}$
 - Aşağı enerji rejimi $< 0,3 \text{ Vt}$
 - Şarj: USB Şarj edilir (5 VDC, 1A)

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrin təsirinə məruz qalma ilə əlaqədar bütün tətbiq olunan standartlar və qaydalara uyğundur.


Saxlama və daşıma şərtləri

Temperatur (Daşıma və Saxlama) $-20^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$ (-4°F və 140°F) aralığında

BU TƏLİMATLARI SAXLAYIN

Məhsulda aşağıdakı simvollar görünə bilər:

Bu simvol cihazı istifadə etməzdən əvvəl istifadə üçün təlimatları oxumalı olduğunuzu bildirir.



Bu simvol göstərilən enerji təchizatından istifadə etməli olduğunuzu bildirir.

Ayrıla bilən enerji təchizatı hissəsi: "xxxxxx" istifadə olunacaq təsdiqlənmiş şarj cihazlarının model nömrəsini göstərir.

Giriş

Philips-ə xoş gəlmisiniz! Yeni Sonicare Compact Flosser aldığınız üçün sizi təbrik edirik. Philips-in təklif etdiyi

dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu philips.com/welcome səhifəsində qeydiyyatdan keçirin.

İstifadə təyinatı

Philips Sonicare Compact Flosser, diş çürüməsini azaltmaq və diş ətinin sağlamlığını yaxşılaşdırmaq və qorumaq məqsədilə dişlər arasında və dişin səthindəki diş ərpini və qida qalıqlarını təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuş ağız irriqatorudur. Bu məhsul istehlakçıların evdə istifadəsi üçün nəzərdə tutulub, adətən gündə ən azı bir dəfə istifadə olunur.

Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Ucluğu işə salma düyməsi
- 2 Yandırın/söndürün düyməsi
- 3 Rejim düyməsi
- 4 Rejim göstəricisinin işığı
- 5 Batareya göstəricisinin işığı
- 6 Çən
- 7 Doldurma yuvası/Ucluğun saxlanma yeri
- 8 Şarj portu


Aksesuarlar

- 9 Rahat ucluq
- 10 Standart ucluq
- 11 USB-A kiçik ştepselli (divar adapteri daxil deyil)


Qeyd: Qutuya daxil edilmiş aksesuarlar satın alınmış modelə görə fərqlənə bilər.

Başlamaq


Compact Flosser cihazınızı qurun



- 1 Doldurma yuvasının qapağını ehməlcə çəkin.




- 2 Ucluğu saxlama bölməsindən çıxarın.




- 3 Ucluğu cihaza daxil edin.

Qeyd: Başlığın tam daxil olduğundan və cihazın yuxarı hissəsi ilə eyni səviyyədə olduğundan əmin olun.



- 4 Doldurma yuvasının qapağının açıq olduğundan əmin olun və çəni aşağı çəkin.

Qeyd: Doldurma yuvasının qapağı açıq olduqda çəni aşağı çəkmək daha asandır.





- 5 Cihazın tıxacı çənin içərisindəki tıxacın üstündə olana qədər çəni aşağı çəkin.

Çənin doldurulması


Xəbərdarlıq: Çəni doldurmazdan və cihazdan istifadə etməzdən əvvəl şarj cihazını Compact Flosser-dən çıxarın.

- 1 Doldurma yuvasını açın və çəni ilıq su ilə doldurun.
Yaxud






Suyu birbaşa çənə tökərək onu doldurmaq olar. Çəni Compact Flosser-dən ehməlcə çəkin və maksimum doldurma xəttinə qədər su ilə doldurun. Çəni yenidən birləşdirin və cihazın və çənin tıxacının düzgün yerində olduğundan əmin olun.



2 Doldurma yuvasını ehməlcə bağlayın.

Qeyd: Çəni doldurarkən maksimum doldurma xəttini keçməyin (200 ml).

Rejimler



Sizin Compact Flosser cihazınızın üç müxtəlif rejimi vardır. Bir rejimdən digərinə keçmək üçün rejim düyməsini basın. Rejimler müxtəlif intensivliyə malikdir. Aşağıdan yuxarıya qədər sıralanmışdır:

Sensitive

Temp tənzimləyicisi ilə bu rejim yumşaq su təzyiqini təmin edir. Temp tənzimləyicisi 15 saniyədən bir olunan su axınında qısa fasilə ilə dişlərinizin növbəti hissəsinə nə vaxt hərəkət etməli olduğunuzu göstərir.

İmpuls

Bu rejim sıra ilə güclü və yumşaq impulsar təmin edir və diş ətlərini masaj etmək və stimullaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Temp tənzimləyicisi 15 saniyədən bir olunan su axınında qısa fasilə ilə dişlərinizin növbəti hissəsinə nə vaxt hərəkət etməli olduğunuzu göstərir.

Təmizləmə

Temp tənzimləyicisi ilə bu rejim mükəmməl təmizlik üçün daimi su təzyiqini təmin edir. Temp tənzimləyicisi 15 saniyədən bir olunan su axınında qısa fasilə ilə dişlərinizin növbəti hissəsinə nə vaxt hərəkət etməli olduğunuzu göstərir.

Qeyd: İlk dəfə istifadə edərkən cihazı ən aşağı intensivliyə malik Həssas rejimdə işə salın. Bir neçə həftə ərzində istifadə etdiyiniz intensivliyi artırmağınız tövsiyə olunur.

Daha yüksək intensivliyə dözməyə başladığınızda təmizlik daha faydalı ola bilər.

Qeyd: Bu Compact Flosser aktiv edilmiş temp tənzimləyicisi ilə təmin olunmuşdur. Compact Flosser sönülü olduqda temp tənzimləyicisini aktiv və ya deaktiv etmək üçün rejim seçimi düyməsini 3 saniyə basıb saxlayın. Deaktiv edildikdə, batareya göstəricisinin işığı bir dəfə sarı rəngdə yanıb-sönəcək. Aktiv edildikdə, batareyanın göstərici işığı iki dəfə yaşıl rəngdə yanıb-sönəcək.


Compact Flosser cihazınızın istifadəsi



- 1 Cihazı işə salmazdan əvvəl ucluğun ucunu çanağa tərəf yönəldin. Suyun çanağa tökülməsinə şərait yaradın. Cihazdan su çıxan kimi cihazı söndürün.




- 2 Ucluğu ağızınıza qoyun. Sıçratmamaq üçün çanağın üzərinə əyilin və dodaqlarınızı başlığın ucuna qismən bağlayın. Suyun ağızınızdan çanağa axması üçün kifayət qədər yer buraxın.



- 3 Ucluğun ucunu diş ətinin üstündə 90° bucaq altında yerləşdirin.




- 4 Compact Flosser cihazını işə salmaq və təmizliyə başlamaq üçün tutacaqdağı yandırma/söndürmə düyməsini basın.




- a Üst və ya alt çənənizdəki arxa dişlərinizdən başlayaraq, ucluğu diş əti xətti boyunca sürüşdürün və hər bir diş arasında qısa müddətə fasilə verin.

Qeyd: Diş əti xətti boyunca daha asan yerləşdirmək üçün ucluğu istədiyiniz kimi çevirin.



- b Damaq qövsündə cəmi 30 saniyə ərzində dişlərinizin həm içini (15 saniyə) həm də xaricini (15 saniyə) təmizləmək üçün temp tənzimləyicisini izləyin.

Qeyd: Dişlərinizin içini təmizləməyi unutmayın.




- c Dişlərin ətrafındakı və arasındakı bütün boşluqlar ən azı bir dəqiqə təmizlənənə qədər damağınızın digər qövsündə daxilə 15 saniyə və xaricində 15 saniyə temp tənzimləyicisini izləyin və təkrarlayın.

Qeyd: Compact Flosser cihazının üzərindəki yandır/söndür düyməsini basaraq istifadə zamanı su axınıni dayandıra bilərsiniz.

Qeyd: İstifadə zamanı çəni doldurmağı seçsəniz, çəni doldurarkən cihazı söndürün və sonra ətrafınızdakı və dişlər arasındakı bütün boşluqlar ən azı bir dəqiqə təmizlənənə qədər qaldığınız yerdən davam edin.


Hər istifadədən sonra



- 1 Ucluğu çəkərək və eyni zamanda ucluğun buraxma düyməsini basıb saxlayaraq ucluğu çıxarın.



- 2 Ucluğu ilıq su ilə yaxalayın.



- 3** Compact Flosser cihazının üstündəki doldurma yuvasını ehmalca açın.

- 4** Artıq suyu boşaldın. Ucluğu, tutacağın kənarını və çəni qurulayın.

- 5** Ucluğu tutacağa geri daxil edin.

Qeyd: Qurumanı asanlaşdırmaq üçün istifadələr arasında doldurma yuvasını açıq saxlayın və ya Compact Flosser cihazını sökülmüş vəziyyətdə qoyun (çən tamamilə çıxarıla bilər).

Qeyd: Compact Flosser cihazını lazım olan müddətdən artıq sökülmüş vəziyyətdə saxlamayın.

Doldurma və batareya statusu


Sizin Sonicare Compact Flosser cihazınız tam doldurulmuş batareya ilə hər sessiyası 1 dəqiqə davam edən ən azı 24 təmizləmə sessiyası təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Cihaz 2 dəqiqə istifadə etdikdən sonra sönəcək.

Qeyd: Batareyanın ilk dəfə tam şarj olunması 4 saata qədər davam edə bilər, lakin Compact Flosser cihazını tam şarj etmədən də istifadə edə bilərsiniz.

Doldurma




- 1** Şarj yuvasını üzə çıxarmaq üçün Compact Flosser cihazının yan tərəfindəki şarj yuvasının qapağını yavaşca çəkin.



- 2 USB-A kiçik ştəpselli şarj kabeli ilə 5 V USB divar adapterinə qoşun.

Qeyd: Bütün modellər divar adapteri ilə təchiz olunmamışdır. Yalnız 5 V adapterdən (A Tipli) istifadə edin.



- 3 USB-A kiçik ştəpselli doldurma kabeli ilə şarj yuvasına qoşun.

Qeyd: USB-A kiçik ştəpselli şarj kabelini qoşmamışdan əvvəl tutacağın tamamilə quruduğundan əmin olun.



- 4 Şarj zamanı batareyanın göstəricisi yanib-sönür.

- 5 Aktiv şəkildə şarj edilmədikdə Compact Flosser üzərindəki şarj yuvasının qapağını bağlayın.

Batareya vəziyyəti

Batareya vəziyyəti

Batareya səviyyəsinin göstəricisi siz təmizləmə sessiyasını tamamladığınız və ya Compact Flosser cihazını dayandırdığınız zaman batareyanın vəziyyətini göstərir.

Compact Flosser şarj edilərkən

Batareya vəziyyəti	Batareya göstəricisi
Dolub	Sabit yaşıl
Doldurma	Yanıb-sönən yaşıl

Qeyd: Batareya göstəricisi tam şarj olunana qədər yanıb-sönəcək. Şəbəkəyə qoşulduqda tam şarj edildikdə, işıq 30 saniyə ərzində sabit yaşıl rəngdə yanır və daha sonra sönür.

Compact Flosser şarj olunmur

Batareya vəziyyəti	Batareya göstəricisi
Dolub	Sabit yaşıl
Orta	Yanıb-sönən yaşıl
Aşağı	Yanıb-sönən sarı
Boş	5 saniyə ərzində sarı rəngdə yanıb-sönür və Compact Flosser avtomatik olaraq sönür


Qeyd: Aşağı batareya göstəricisi görünəndə Compact Flosser hər sessiya 1 dəqiqə davam edən ən azı 3 təmizləmə sessiyası təmin etmək üçün nəzərdə tutulub.

Təmizlik

Compact Flosser həftədə bir dəfə təmizlənməlidir. Cihazı və aksesuarları aşağıda göstəriləndi kimi təmizləyin. Aksesuarlar modelə görə dəyişə bilər.

Qeyd: Cihazı yüksək spirt tərkibli təmizləyici məhlullarla işlətməyin və təmizləməyin.


Xəbərdarlıq: USB-A kiçik ştəpselli şarj kabeli qoşulmuş olduqda Compact Flosser cihazını təmizləməyin. Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və şarj yuvasının qapağını bağlayın.




- 1 Ucluğu çəkərək və eyni zamanda ucluğun buraxma düyməsini basıb saxlayaraq ucluğu çıxarın.




- 2 Ucluğu ilıq su ilə yaxalayın.



- 3 Compact Flosser cihazının üstündəki doldurma yuvasını ehməlcə açın.



- 4 Qalan suyu çanağa boşaldın.




- 5 Çəni ehməlcə çəkərək Compact Flosser cihazından çıxarın. Çən ilıq su və yumşaq sabunla əl ilə yuyula bilər. Zərurət yaranarsa, tutacağı yumşaq bir parça və yumşaq sabunla silərək də təmizləyə bilərsiniz.

Saxlanma

Sizin Compact Flosser cihazınız elə tərtib edilmişdir ki, siz tutacaqda bir ucluğu saxlaya bilərsiniz. Bu funksiyadan istifadə etmək üçün:


- 1 Ucluğu çəkərək və eyni zamanda ucluğun buraxma düyməsini basıb saxlayaraq ucluğu çıxarın.



- 2 Compact Flosser cihazının üstündəki doldurma yuvasını ehmalca açın.




- 3 Ucluğu doldurma yuvasına daxil edin.




- 4 Çəni yuxarı itələməklə Compact Flosser cihazını qatlayın.

Qeyd: Doldurma yuvasının qapağı açıq olduqda çəni qatlamaq daha asandır.



- 5 Doldurma yuvasını ehmalca bağlayın.



Dəyişdirmə

Ucluqları hər 6 aydan bir və ya zədələndikdə dərhal dəyişdirin. Aksesuarlar və ya ehtiyat hissələrini almaq üçün **philips.com** səhifəsinə daxil olun və ya Philips dilerinizə müraciət edin.

Qeyd: Compact Flosser cihazı yalnız Philips Sonicare Compact Flosser ucluqları ilə uyğun gəlir. O, Power Flosser üçün nəzərdə tutulmuş ucluqlar kimi digər Philips Sonicare ucluqları ilə uyğun gəlmir.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Sual	Cavab
Çənin daxilində ağız yaxalayıcı və ya efir yağlarından istifadə edə bilərəmmi?	Su çəninə efir yağlarından istifadə etmək tövsiyə olunmur. Ağız yaxalayıcını su ilə qarışdırıb su çəninə istifadə etmək olar. Ağız yaxalayıcı istifadə etdikdən sonra yarana biləcək tıxanmanın qarşısını almaq üçün çəni ilıq su ilə qismən dolduraraq və ucluğu boş olana qədər çanağa doğru yönəldilmiş məhsulu axan su ilə yuyun.
Digər ucluqlar mənim aldığım Philips Sonicare Compact Flosser uyğun olacaqmı?	Bu cihaz üçün yalnız Philips N1 və N2 ucluqlarından istifadə edin. Digər Philips və ya qeyri Philips ucluqları bu məhsula uyğun gəlmir.
Ucluğu nə qədər vaxtdan sonra dəyişdirməliyəm?	6 aylıq istifadədən sonra ucluğu dəyişdirməyiniz tövsiyə olunur. philips.com saytıdan əvəzedici hissələrin alınması haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz
Çəni uzatmaqda çətinlik çəkirəm	Çəni uzatmağa cəhd etməzdən əvvəl doldurma yuvasını açın və ucluğu çıxarın. Bu, çənin asanlıqla uzanmasına imkan verməlidir.

Zəmanət və dəstək

Philips məhsullarına satın alındıqdan sonra iki il zəmanət verir. Müəyyən edilmiş müddətdə satınalmanın inandırıcı sübutu təqdim edildikdə, qüsurlu materiallar və ustalıqla əlaqədar defektlər Philips hesabına təmir ediləcək və ya dəyişdiriləcək. Cihazın optimal şəkildə işləməsi üçün Philips şirkəti orijinal Sonicare Nozzles ucluqlarından istifadə etməyi tövsiyə edir. Digər Ucluqlardan istifadə Compact Flosser cihazınıza zərər verə və zəmanətinizi məhdudlaşdırı bilər. 1-800-682-7664 və ya **www.philips.com/sonicare-warranty** (Şimali Amerika) vasitəsilə İstehlakçılar üçün Qayğı Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın, Şimali Amerikadan kənarda yerli Philips İstehlakçılar üçün Qayğı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Məhsul haqqında məlumat və onlayn istifadəçi təlimatları üçün bu ünvana daxil olun:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Şimali Amerika) və ya **www.philips.com/support** (Şimali Amerikadan kənarda).

Zəmanət məhdudiyyətləri

Zəmanətə daxil olmayan hallar:

- Ucluqlar
- İcazə verilməyən əvəzedici hissələrin və ya icazə verilməyən ucluqların istifadəsi nəticəsində dəyən ziyan.
- Yanlış istifadə, sui-istifadə, ləqeydlilik, dəyişikliklər və ya icazəsiz təmir nəticəsində dəyən ziyan
- Çatlar, cızıqlar, aşınmalar, rəng dəyişikliyi və ya solma daxil olmaqla normal köhnəlmə

NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏTLƏR

SATIŞA YARARLILIQ VƏ MÜƏYYƏN BİR MƏQSƏDƏ UYGUNLUQ DAXİL OLMAQLA, İSTƏNİLƏN NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏT YUXARIDA GÖSTƏRİLƏN MÜQAVİLƏ ZƏMANƏTLƏRİNİN MÜDDƏTİ İLƏ MƏHDUDLAŞIR. BƏZİ DÖVLƏTLƏRDƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏTLƏRİN MÜDDƏTİNƏ DAİR MƏHDUDİYYƏTLƏRƏ İCAZƏ VERİLMİR.

TƏZMİNATIN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

PHILIPS VƏ YA ONUN HƏR HANSI BAĞLI YAXUD TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏRİ HEÇ BİR HALDA, ZƏMANƏTİN POZULMASI, MÜQAVİLƏNİN POZULMASI, SƏHLƏNKARLIQ, HÜQUQ POZUNTUSU VƏ YAXUD İSTƏNİLƏN DİGƏR HÜQUQİ NƏZƏRİYYƏYƏ ƏSASLANAN HƏR HANSI QANUNLA MÜƏYYƏN EDİLMİŞ, TƏSADÜFİ VƏ YA NƏTİCƏDƏ DƏYƏN ZƏRƏRLƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏTƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. BELƏ ZƏRƏRLƏRƏ ƏMANƏT VƏ YA GƏLİR İTKİSİ, MƏNFƏƏT İTKİSİ, İSTİFADƏ İTKİSİ, STOMATOLOQLAR VƏ DİŞ GİGYENİSLƏRİ DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ, ÜÇÜNCÜ TƏRƏFLƏRİN İDDİALARI VƏ HƏR HANSI ƏVƏZEDİCİ AVADANLIQ VƏ YA XİDMƏTLƏRİN DƏYƏRİ DAXİLDİR, LAKİN BUNLARLA MƏHDUDLAŞMIR. BƏZİ DÖVLƏTLƏRDƏ TƏSADÜFİ VƏ YA NƏTİCƏDƏ DƏYƏN ZƏRƏRLƏRİN İSTİSNA EDİLMƏSİNƏ VƏ YAXUD MƏHDUDLAŞDIRILMASINA İCAZƏ VERİLMİR.

Təkrar emal



- Bu simvol elektrik məhsulları və batareyaların normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir.
- Ayrı-ayrı elektrik məhsulları və batareyaların toplanması üçün ölkənin qaydalarına əməl edin.
- Philips məhsullarında olan REACH maddələri haqqında məlumatları www.philips.com/REACH saytında tapa bilərsiniz.


Yenidən doldurula bilən batareyanın çıxarılması

Daxili şarj edilə bilən batareya yalnız məhsul atıldıqda ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən çıxarılmalıdır. Daxili şarj edilə bilən batareyaların çıxarılmasına dair təlimatları www.philips.com/support veb saytında tapa bilərsiniz.


- Bu cihazda Litium-ion tərkibli təkrar şarj edilə bilən element var. DÜZGÜN QAYDADA TƏKRAR EMAL OLUNMALI VƏ YA UTİLİZASIYA EDİLMƏLİDİR.

Yenidən doldurula bilən batareyanı çıxarmaq üçün sizə vintaçan və məftil kəsən lazımdır. Aşağıda göstərilən proseduru yerinə yetirərkən əsas təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edin.


- 1 Yenidən doldurula bilən batareyanın şarjını bitirmək üçün Compact Flosser cihazının dayanana qədər işləməsinə icazə verin.




- 2 Çəni çəkərək çıxarın.




- 3 İki burulub açılan qapağı çıxarın.




- 4 Vintləri çıxarın.



- 5 Daxili komponentləri korpusdan çəkib çıxarın.



- 6 Batareyanın qapağını çıxarın.



- 7 Batareyanı yuvasından çəkib çıxarın. Batareyanı çıxarmaq üçün məftilləri kəsin.

Diqqət: Barmaqlarınıza xəsarət yetirməmək üçün batareya panellərinin iti kənarlarına diqqət yetirin.

- 8 Batareyanın qalıq doldurulmasının qarşısını almaq üçün batareya kontaktlarını lent ilə örtün.
- 9 Artıq yenidən doldurula bilən batareya təkrar emal edilə bilər, məhsulun qalan hissəsi isə müvafiq şəkildə atılır.

Qeyd: İstismar müddəti bitdikdən sonra cihazı adi məişət tullantıları ilə birlikdə atmayın, təkrar emal üçün rəsmi toplama məntəqəsinə təhvil verin. Beləliklə, ətraf mühiti qorumağa yardım etmiş olursunuz.

Tento přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění.

VAROVÁNÍ

- Chraňte nabíjecí kabel před kontaktem s vodou.
- Před zapojením nabíjecího kabele do zásuvky se ujistěte, že je po čištění zcela suchá.
- Přístroj mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Není-li v části Čištění uvedeno jinak, nemyjte žádnou část přístroje v myčce nádobí.
- Nenabíjejte přístroj venku ani blízko horkých povrchů.
- Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti. Pokud dojde k jeho poškození, přestaňte ho používat a obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi. Pokud je kabel USB nebo napájecí zdroj USB poškozený, přestaňte je používat.
- Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips. Pokud je součástí dodávky, používejte pouze originální kabel USB a napájecí zdroj USB.
- Neplňte nádržku horkou vodou, mohlo by dojít ke zranění. Do nádržky nekládejte cizí předměty.
- Tento přístroj je určen pouze k čištění zubů, dásní.
- Nepoužívejte k čištění očí, uší ani nosu.
- Možno používat do nadmořské výšky 4 500 metrů.
- Pokud nebudete zařízení používat nad umyvadlem, může se na polici nebo podlaze nahromadit voda a mohlo by dojít k uklouznutí.
- Přístroj (zejména vnitřek nádržky) pravidelně čistěte.
- Nabíjejte pouze adaptéry Philips WAA1001, WAA2001, UL nebo rovnocennými schválenými bezpečnostními adaptéry se vstupními hodnotami (100 - 240V~; 50/60Hz; 3,5 W) a výstupními hodnotami (5Vdc; 2,5 W). Seznam adaptérů naleznete na www.philips.com/support.

ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ

- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se s lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení, než přístroj použijete.
- Přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým zubním lékařem / lékařem, pokud po použití dojde k nadměrnému nebo dlouho trvajícímu krvácení, nebo pokud zaznamenáte nepříjemné pocity nebo bolest během používání.
- Tento spotřebič je zařízení pro osobní péči a není určen ke sdílení více uživateli.
- Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili operaci zubu či dásní, poraďte se před použitím výrobku se svým stomatologem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- Tento přístroj obsahuje nevyměnitelné baterie, jejichž demontáž směřjí provádět pouze kvalifikované osoby.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiál značky Philips.
- Výrobek a baterie udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světu ani vysokým teplotám.
- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změni barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips.
- Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky.
- Výrobek ani baterie neotevírejte, neupravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte ve snaze zabránit přehřívání baterií nebo uvolňování jedovatých či nebezpečných látek. Zabraňte zkratování, přebíjení nebo záměně pólů baterií.
- Přístroj obsahuje baterie, které nejsou určeny k výměně. Když je baterie na konci své životnosti, je nutné zařízení řádně zlikvidovat, viz část týkající se recyklace.
- Přístroj nabíjejte a používejte při teplotě mezi 3 °C a 40 °C.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich cokoli uniká, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, příslušné místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché.

- Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se póly baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.
- Spotřeba energie:
 - vypnutý stav (bez příslušenství) < 0,1 W
 - nízkoenergetický režim < 0,3 W
 - Nabíjení: nabíjení přes USB (5 V=, 1 A)

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.


Skladovací a přepravní podmínky

Teplota (pro přepravu a skladování) od -20 °C do 60 °C.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

Na výrobku se mohou objevit následující symboly:

Tento symbol znamená: Před použitím přístroje si přečtěte pokyny k použití.



Tento symbol znamená, že máte použít uvedený napájecí zdroj.

Odnímatelná napájecí část: „xxxxxx“ označuje číslo modelu schválených nabíječek, které je třeba používat.

Úvod

Vítejte ve společnosti Philips! Gratulujeme vám ke koupi kompaktní ústní sprchy Philips Sonicare Compact Flosser. Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj na stránkách philips.com/welcome.

Zamýšlené použití

Kompaktní ústní sprcha Philips Sonicare Compact Flosser je přístroj určený k odstraňování plaku a zbytků jídla z mezizubních prostor a povrchu zubů pomocí proudu vody. Pomáhá snižovat riziko zubního kazu a průběžně zlepšuje zdraví dásní. Přístroj je určený pro domácí použití, obvykle alespoň jednou denně.

Vaše kompaktní ústní sprcha Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 tlačítko pro uvolnění trysky
- 2 vypínač
- 3 přepínač režimů
- 4 ukazatel režimu
- 5 ukazatel stavu baterie
- 6 nádržka
- 7 plnicí otvor / místo k ukládání trysky
- 8 nabíjecí konektor

Příslušenství


- 9 tryska Comfort
- 10 tryska Standard
- 11 kabel USB-A s redukcí na malý konektor (síťový adaptér není součástí balení)


Poznámka: Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Začínáme


Nastavte si svou kompaktní ústní sprchu.

- 1 Opatrně zatáhněte za kryt plnicího otvoru.






- 2 Vyměte trysku z úložného prostoru.




- 3 Vložte trysku do zařízení.

Poznámka: Ujistěte se, že je tryska plně zasunutá a v jedné rovině s horní částí zařízení.




- 4 Zkontrolujte, zda je kryt plnicího otvoru otevřený, a stáhněte nádržku směrem dolů.

Poznámka: Je snazší stáhnout nádržku směrem dolů, když otevřete kryt plnicího otvoru.



- 5 Stáhněte nádržku směrem dolů tak, aby se zátka zařízení nacházela nad zátkou uvnitř nádržky.


Plnění nádržky




Varování: Před plněním nádržky a používáním kompaktní ústní sprchy od zařízení odpojte nabíječku.

- 1 Otevřete plnicí otvor a naplňte nádržku vlažnou vodou.

nebo




Vodu lze také doplňovat přímo do nádržky. Opatrně z kompaktní ústní sprchy vytáhněte nádržku a naplňte ji vodou až po rysku maximálního naplnění. Znovu nasadte nádržku a zkontrolujte, zda je zátka zařízení a nádržky na svém místě.



2 Opatrně zavřete plnicí otvor.

Poznámka: Při plnění nádržky nepřekračujte maximální hranici vyznačenou čarou MAX (200 ml).

Režimy



Kompaktní ústní sprcha může pracovat ve třech různých režimech. Mezi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka režimů.

Režimy se vyznačují různou intenzitou. Seřazeno od nejnižší po nejvyšší:

Sensitive (Citlivé zuby)

Tento režim s časovačem poskytuje mírný tlak vody. Časovač vás krátkým pozastavením toku vody každých 15 sekund upozorní, že je čas přejít do další části ústní dutiny.

Puls

Tento režim střídá silné a jemné pulzy a je určen k masáži a stimulaci dásní. Časovač vás krátkým pozastavením toku vody každých 15 sekund upozorní, že je čas přejít do další části ústní dutiny.


Clean

Tento režim s časovačem poskytuje stálý tlak vody pro skvělé čištění. Časovač vás krátkým pozastavením toku vody každých 15 sekund upozorní, že je čas přejít do další části ústní dutiny.

Poznámka: Při prvním použití spusťte zařízení v režimu Sensitive pro nastavení nejnižší intenzity. Intenzitu doporučujeme v průběhu několika týdnů zvyšovat. Když se naučíte tolerovat vyšší intenzitu, dosáhnete lepších výsledků čištění.

Poznámka: Tato kompaktní ústní sprcha se dodává s aktivovaným časovačem. Pro aktivaci nebo deaktivaci časovače stiskněte a podržte tlačítko režimů po dobu 3 sekund, když je kompaktní ústní sprcha vypnutá. Po deaktivaci ukazatel stavu baterie jednou oranžově zabliká. Po aktivaci ukazatel stavu baterie dvakrát zeleně zabliká.


Použití kompaktní ústní sprchy



- 1 Před zapnutím přístroje namiřte špičku trysky do umyvadla. Nechte vodu stříkat do umyvadla. Až ze zařízení vyteče voda, vypněte jej.




- 2 Vložte si špičku trysky do úst. Nakloňte se nad umyvadlo a částečně kolem špičky trysky sevřete rty, abyste zabránili vystřikování vody. Nechte ústa dostatečně otevřená, aby z nich voda mohla vytékat do umyvadla.



- 3 Nasadte špičku trysky kolmo těsně nad linii dásní.




- 4 Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na rukojeti zapnete kompaktní ústní sprchu a zahájíte čištění mezizubních prostor.




- a S čištěním začněte od zadních zubů horní a dolní čelisti. Posunujte špičku trysky podél linie dásní a u každé mezizubní mezery se krátce zastavte.

Poznámka: Pro snadnější umístění podél linie dásní otáčejte tryskou podle potřeby.



- b Postupujte tak, abyste si vyčistili vnější (15 sekund) i vnitřní stranu zubů (15 sekund), celkem 30 sekund u každého ústního oblouku.

Poznámka: Nezapomínejte čistit zuby i zezadu.




- c Postupujte podle pokynů a opakujte u druhého ústního oblouku po dobu dalších 15 sekund na vnitřní straně a 15 sekund na vnější straně, dokud nevyčistíte všechny prostory okolo zubů a mezi nimi, celkem alespoň jednu minutu.


Poznámka: Proudění vody během čištění můžete zastavit stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na kompaktní ústní sprše.

Poznámka: Pokud budete chtít nádržku během používání doplnit, přístroj vypněte, doplňte nádržku a poté pokračujte tam, kde jste skončili. Celková doba čištění veškerých (mezizubních) prostor u obou zubních oblouků by měla být alespoň jedna minuta.


Po každém použití




- 1 Vyjměte trysku tak, že zatáhnete za trysku a současně podržíte tlačítko pro uvolnění trysky.




- 2 Opláchněte špičku teplou vodou.



- 3 Opatrně otevřete plnicí otvor na horní straně kompaktní ústní sprchy.



- 4 Přebytkovou vodu vylijte. Osušte trysku, vnější stranu rukojeti a nádržku.



- 5 Vložte trysku zpět do rukojeti.

Poznámka: Abyste usnadnili sušení, ponechte plnicí otvor otevřený nebo kompaktní ústní sprchu mezi jednotlivými použitími rozebranou (nádržku lze zcela vyjmout).



Poznámka: Nenechávejte kompaktní ústní sprchu rozebranou déle, než je nutné.

Nabíjení a stav baterie

Kompaktní zubní sprcha Philips Sonicare je navržena tak, aby při plně nabití baterii umožnila nejméně 24 cyklů mezizubního čištění, z nichž každý bude trvat 1 minutu. Zařízení se automaticky vypne po 2 minutách používání.

Poznámka: Úplné nabití baterie před prvním použitím může trvat až 4 hodiny, avšak kompaktní zubní sprchu můžete použít ještě předtím, než se plně nabije.

Nabíjení



- 1 Opatrně zatáhněte za kryt nabíjecího portu na boku kompaktní zubní sprchy, abyste zpřístupnili nabíjecí port.

- 2 Zapojte nabíjecí kabel USB-A s redukcí na malý konektor do 5V síťového adaptéru USB.

Poznámka: Síťový adaptér není součástí všech modelů. Používejte pouze 5V adaptér (typu A).

- 3 Zapojte nabíjecí kabel USB-A s redukcí na malý konektor do nabíjecího portu.

Poznámka: Před připojením nabíjecího kabelu USB-A s redukcí na malý konektor se ujistěte, že je rukojeť zcela suchá.

- 4 Během nabíjení bliká ukazatel stavu baterie.

- 5 Pokud kompaktní ústní sprchu zrovna nenabíjíte, zavřete kryt nabíjecího portu.

Stav baterie

Stav baterie

Ukazatel stavu baterie zobrazí stav baterie po dokončení čištění mezizubních prostor, nebo po pozastavení používání kompaktní ústní sprchy.

Když se kompaktní ústní sprcha nabíjí

Stav baterie	Indikátor stavu baterie
Nabitá	svítící zelená
Nabíjení	blikající zelená

Poznámka: Indikátor stavu baterie bude blikat až do úplného nabití. Když dosáhne baterie připojená k nabíječce plného nabití, kontrolka se na 30 sekund rozsvítí zeleně a poté zhasne.

Když se kompaktní ústní sprcha nenabíjí

Stav baterie	Indikátor stavu baterie
Nabitá	svítící zelená
Středně nabitá	blikající zelená
Málo nabitá	blikající žlutá
Vybitá	Blikající oranžová po dobu 5 sekund a poté kompaktní ústní sprcha automaticky vypne


Poznámka: Po rozsvícení indikátoru vybití baterie zvládne kompaktní ústní sprcha ještě alespoň 3 cykly mezizubního čištění, z nichž každý bude trvat 1 minutu.

Čištění


Kompaktní ústní sprchu je zapotřebí čistit jednou týdně. Zařízení a příslušenství čistěte následovně. Příslušenství se může lišit podle modelu.

Poznámka: Nespouštějte zařízení s čisticími roztoky s vysokým obsahem alkoholu ani ho jimi nečistěte.


Varování: Nečistěte kompaktní ústní sprchu, pokud je připojen nabíjecí kabel USB-A s redukcí na malý konektor. Před čištěním zařízení odpojte a zavřete kryt nabíjecího portu.




- 1 Vyměňte trysku tak, že zatáhnete za trysku a současně podržíte tlačítko pro uvolnění trysky.




- 2 Opláchněte špičku teplou vodou.



- 3 Opatrně otevřete plnicí otvor na horní straně kompaktní ústní sprchy.



- 4 Zbylou vodu vylijte do umývadla.




- 5 Opatrně vyjměte nádržku z kompaktní ústní sprchy jejím vytažením. Nádržku lze mýt ručně teplou vodou a jemným mýdlem. V případě potřeby můžete rukojeť otřít měkkým hadříkem a jemným mýdlem.


Skladování

Vaše kompaktní ústní sprcha je navržena tak, abyste do rukojeti mohli uložit jednu trysku. Použití této funkce:


- 1 Vyjměte trysku tak, že zatáhnete za trysku a současně podržíte tlačítko pro uvolnění trysky.



- 2 Opatrně otevřete plnicí otvor na horní straně kompaktní ústní sprchy.




- 3 Vložte trysku do plnicího otvoru.




- 4 Kompaktní ústní sprchu sbalte zatlačením nádržky nahoru.

Poznámka: Když je kryt plnicího otvoru otevřený, je snazší složit nádržku.



- 5 Opatrně zavřete plnicí otvor.



Výměna

Měňte trysky každých 6 měsíců nebo poté, co se poškodí. Chcete-li zakoupit příslušenství nebo náhradní díly,

navštivte web **philips.com** nebo se obraťte na místního prodejce Philips Sonicare.

Poznámka: Kompaktní ústní sprcha je kompatibilní pouze s tryskami Philips Sonicare Compact Flosser. Není kompatibilní s jinými tryskami Philips Sonicare, jako jsou trysky pro ústní sprchu Power Flosser.

Řešení problémů

Otázka	Odpověď
Mohu nádržku naplnit ústní vodou nebo vonnou silicí?	Plnění nádržky vonnými silicemi se nedoporučuje. Směsí vody a ústní vody nádržku naplnit lze. Po použití směsi s ústní vodou je kvůli prevenci zanesení zařízení zapotřebí částečně naplnit nádržku horkou vodou, zapnout zařízení a s tryskou namířenou do umyvadla je nechat v chodu, dokud se nádržka nevyprázdní.
Jdou na ústní sprchu Philips Sonicare nasadit i jiné trysky?	S tímto zařízením používejte jen trysky Philips N1 a N2. Jiné trysky Philips nebo trysky jiných výrobců nejsou s tímto přístrojem kompatibilní.
Jak často je potřeba trysky měnit?	Trysky doporučujeme měnit po 6 měsících používání. Další informace o koupi náhradních dílů naleznete na webu philips.com
Mám potíže s rozbalením nádržky.	Před pokusem o rozbalení nádržky otevřete plnicí otvor a vyjměte trysku. To by mělo umožnit snadné rozbalení nádržky.

Záruka a podpora

Společnost Philips poskytuje na své výrobky záruku v trvání dvou let od data zakoupení. Vady v důsledku vadných materiálů a nekvalitního zpracování budou opraveny nebo bude výrobek vyměněn na náklady společnosti Philips za předpokladu, že bude předložen

průkazný doklad o koupi v patřičném období. Společnost Philips doporučuje používat originální trysky Sonicare pro dosažení optimálního výkonu. Použití jiných trysek může ústní sprchu Compact Flosser poškodit a omezit plnění ze záruky. Obratě se na centrum péče o zákazníky na lince 1-800-682-7664 nebo na adrese

www.philips.com/sonicare-warranty (Severní Amerika). Mimo Severní Ameriku kontaktujte místní centrum péče o zákazníky společnosti Philips. Informace o produktu a online návod k použití naleznete na webu: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Severní Amerika) nebo **www.philips.com/support** (mimo Severní Ameriku).

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Na co se záruka nevztahuje:

- trysky,
- poškození způsobené neoprávněnou výměnou součástí nebo neschválenými tryskami,
- poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, nedostatečnou péčí, úpravy nebo neoprávněné opravy,
- běžné opotřebení, například odštipnutí, škrábance, oděrky, změnu barvy nebo vyblednutí.

IMPLICITNÍ ZÁRUKY

VŠECHNY IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VÝSLOVNÝCH ZÁRUK. V NĚKTERÝCH STÁTECH SE OMEZENÍ OHLEDNĚ DOBY TRVÁNÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEPOUŽIJÍ.

OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

SPOLEČNOST PHILIPS ANI ŽÁDNÉ PŘIDRUŽENÉ ČI DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z PORUŠENÍ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI, DELIKTU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. TAKOVÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍ BEZ OMEZENÍ: ZTRÁTU ÚSPOR, PŘÍJMU, ZISKU, POUŽITELNOSTI A NÁROKY TŘETÍCH STRAN, ZAHRNÚJÍCÍ

BEZ OMEZENÍ ZUBNÍ LÉKAŘE A ZUBNÍ HYGIENIKY
A NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY.
NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO
OMEZENÍ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.
- Údaje o látkách, na které se vztahuje nařízení REACH a které jsou obsažené ve výrobcích Philips, najdete na stránce www.philips.com/REACH


Vyjmutí akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor musí v případě likvidace výrobku vyjmout kvalifikovaný odborník. Pokyny pro vyjmutí vestavěných dobíjecích akumulátorů naleznete na adrese **www.philips.com/support**.

- Přístroj obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii. MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO ŘÁDNĚ ZLIKVIDOVÁNA.

K vyjmutí dobíjecí baterie budete potřebovat šroubovák a štípací kleště. Při provádění níže popsaného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření.


- 1 Chcete-li vybití dobíjecí baterii z jakéhokoli stavu jejího nabití, nechejte kompaktní ústní sprchu běžet, dokud se sama nezastaví.




- 2 Vyjměte nádržku jejím vytažením.




3 Odstraňte oba šroubovací uzávěry.




4 Odstraňte šrouby.



5 Vytáhněte vnitřní součásti z těla.



6 Sejměte kryt přihrádky baterie.



7 Vyměťte baterii z kolébky. Ustípněte vodiče a vyměťte baterii.

Upozornění: Dávejte pozor na ostré hrany jazýčků baterie, aby nedošlo k poranění prstů.

8 Zalepte kontakty baterie páskou, čímž zabráníte vzniku elektrického výboje ze zbytkového nabití baterie.

9 Dobíjecí baterii nyní lze recyklovat a zbytek výrobku náležitě zlikvidovat.



Poznámka: Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade.

ADVARSLER

- Hold opladerkablet væk fra vand.
- Efter rengøring skal du sørge for, at opladerkablet er helt tørt, inden du sætter det i stikkontakten.
- Dette apparat må bruges af børn og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengør ikke nogen del af produktet i opvaskemaskinen, medmindre andet er angivet i afsnittet Rengøring.
- Produktet må ikke oplades udendørs eller tæt på varme flader.
- Dette apparat indeholder ingen dele, der kan reparerer af brugeren. Hvis apparatet beskadiges, skal du holde op med at bruge det og kontakte Philips-kundecenteret i dit land. Brug ikke USB-kablet eller USB-strømforsyningsenheden, hvis kablet eller strømforsyningsenheden er beskadiget.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Hvis det medfølger, må du kun bruge det originale USB-kabel og USB-strømforsyningsenheden.
- For at undgå personskade må vandtanken ikke fyldes med varmt vand. Læg ikke fremmedlegemer i vandtanken.
- Apparatet er kun beregnet til rensning af tænder og tandkød.
- Det må ikke bruges til at rense øjne, ører eller næse.
- Den maksimale højde for brug er 4500 meter.
- Der kan samle sig vand på bordpladen eller gulvet, som kan udgøre en glidefare, hvis enheden ikke bruges over vasken.
- Rengør produktet regelmæssigt (især inde i vandtanken).
- Må kun oplades med Philips WAA1001, WAA2001, UL eller tilsvarende sikkerhedsgodkendte adaptere med indgangsværdier (100-240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) og udgangsværdier (5 V DC; 2,5 W). Du kan finde en liste over adaptere på www.philips.com/support.

MEDICINSKE ADVARSLER

- Hvis du har en pacemaker eller andre implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet inden brug.

- Stop med at bruge enheden, og kontakt din tandlæge/læge, hvis der opstår overdreven eller langvarig blødning efter brug, eller hvis du oplever ubehag eller smerter under brug.
- Denne enhed er en enhed til personlig pleje og er ikke beregnet til at blive delt af flere brugere.
- Spørg din tandlæge til råds, før du bruger dette produkt, hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de seneste 2 måneder.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BATTERIER

- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes, og som kun må fjernes af fagfolk.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør og forbrugsprodukter.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugter, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Placer ikke produkter og batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer.
- Produktet eller batteriet må ikke åbnes, ændres, punkteres, beskadiges eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overlade eller vende polerne på batterier.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriets har nået enden af sin levetid, skal apparatet bortskaffes på korrekt vis. Se afsnittet om genanvendelse.
- Oplad og brug produktet ved en temperatur mellem 3 °C og 40 °C.
- Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.
- Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.
- For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

- Strømforbrug i:
 - Slukket tilstand (ingen tilbehør) < 0,1 W
 - Strømsparetilstand < 0,3 W
 - Opladning: USB-opladning (5 V jævnstrøm, 1 A)

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Opbevarings- og transportbetingelser


Temperatur (transport og opbevaring) mellem -20 C° og +60 C°.

OPBEVAR DENNE VEJLEDNING

Følgende symboler kan forekomme på produktet:



Dette symbol betyder, at brugsanvisningen skal læses, inden apparatet tages i brug.



Dette symbol betyder, at den angivne strømforsyning skal bruges:

Aftagelig strømforsynings enhed: "xxxxxx" angiver modelnummeret for de godkendte opladere, der må bruges.

Introduktion

Velkommen til Philips! Tillykke med din nye Sonicare Compact Flosser. For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på philips.com/welcome.

Beregnet anvendelse

Philips Sonicare Compact Flosser er en mundskyller, som er beregnet til at fjerne plak og madrester mellem tænderne og på tændernes overflade for at reducere

skader på tænderne samt forbedre og opretholde mundhygiejnen. Dette produkt er beregnet til brug i private hjem, normalt en gang om dagen.

Din Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Udløserknap til mundstykke
- 2 On/off-knap
- 3 Indstillingsknap
- 4 Lysindikatorer for indstilling
- 5 Indikatorlampe for batteriniveau
- 6 Vandtank
- 7 Påfyldningsport/opbevaring af mundstykke
- 8 Opladerport

Tilbehør


- 9 Comfort-mundstykke
- 10 Standardmundstykke
- 11 USB-A til lille stik (vægadapter medfølger ikke)

Bemærk: Medfølgende tilbehør kan variere alt efter den købte model.


Kom godt i gang


Opsætning af Compact Flosser

- 1 Træk forsigtigt i påfyldningsportens dæksel.




- 2 Fjern mundstykket fra opbevaringsrummet.






- 3 Sæt mundstykket på enheden.

Bemærk: Sørg for, at mundstykket er sat helt i og flugter med toppen af enheden.



- 4 Sørg for, at dækslet til påfyldningsporten er åbent, og træk vandtanken ned.

Bemærk: Når påfyldningsportens dæksel er åbent, er det lettere at trække vandtanken ned.





- 5 Træk vandtanken ned, indtil enhedens stopper er over stopperen inde i vandtanken.

Påfyldning af vandtanken


Advarsel: Fjern opladeren fra din Compact Flosser, før du fylder vandtanken og bruger enheden.

- 1 Åbn påfyldningsporten, og fyld vandtanken med lunkent vand.

Eller




Der kan også fyldes vand direkte i vandtanken. Træk forsigtigt vandtanken af din Compact Flosser, og fyld den med vand til MAX-linjen. Sæt vandtanken på igen, og sørg for, at stopperen på enheden og vandtanken er placeret korrekt.



2 Luk forsigtigt påfyldningsporten.

Bemærk: Du må ikke fylde mere vand i vandtanken end op til MAX-linjen (200 ml).

Indstillinger



Din Compact Flosser er udstyret med tre forskellige indstillinger. Tryk på indstillingsknappen for at skifte mellem indstillingerne.

Indstillingerne har forskellige intensiteter. Angivet fra lav til høj:

Sensitive

Denne indstilling med pacer giver et skånsomt vandtryk. Pacer-funktion angiver, hvornår du skal gå videre til næste sektion af munden via en kort pause i vandstrømmen hver 15. sekund.

Pulse

Denne indstilling skifter mellem stærke og skånsomme impulser og er designet til at massere og stimulere tandkødet. Pacer-funktion angiver, hvornår du skal gå videre til næste sektion af munden via en kort pause i vandstrømmen hver 15. sekund.

Clean

Denne indstilling med pacer giver et konstant vandtryk, som giver en fremragende rensning. Pacer-funktion angiver, hvornår du skal gå videre til næste sektion af munden via en kort pause i vandstrømmen hver 15. sekund.

Bemærk: Første gang du bruger enheden, skal du starte den med indstillingen Sensitive for at få den laveste intensitet. Det anbefales at øge intensiteten i løbet af et par uger. Du kan opnå en bedre rensning, når du er i stand til at tolerere højere intensiteter.

Bemærk: Paceren er som standard aktiveret på denne Compact Flosser. For at aktivere eller deaktivere paceren skal du holde knappen til indstillingsvalg nede i 3 sekunder, når din Compact Flosser er slukket. Indikatorlampen for batteriniveau blinker gult én gang,

når funktionen deaktiveres. Indikatorlampen for batteriniveau blinker grønt to gange, når funktionen aktiveres.


Brug af Compact Flosser



- 1 Peg mundstykkets spids mod en vask, før du tænder for enheden. Lad vandet sprøjte ned i vasken. Sluk for enheden, når den dispenserer vand.




- 2 Placer mundstykkets spids i munden. Læn dig ind over håndvasken, og luk læberne let omkring mundstykkets spids for at undgå stænk. Lad der være en tilstrækkelig åbning til, at der kan flyde vand fra munden ned i vasken.



- 3 Placer mundstykkets spids over tandkødsranden i en vinkel på 90°.




- 4 Tryk på on/off-knappen på håndgrebet for at tænde din Compact Flosser og begynde en tandtrådsfunktion.




- a Start fra de bageste tænder i over- eller undermunden, og før mundstykkets spids langs tandkødsranden og hold en kort pause mellem hver tand.

Bemærk: Drej mundstykket efter behov for at gøre det nemmere at placere enheden langs tandkødsranden.



- b Følg pacerens instruktioner for rengøre både ydersiden (15 sekunder) og indersiden (15 sekunder) af tænderne i hver del af munden i 30 sekunder.

Bemærk: Husk at rengøre indersiden af tænderne.




- c Følg pacerens instruktioner, og gentag dette for den anden del af munden i endnu 15 sekunder på indersiden og 15 sekunder på ydersiden, indtil alle mellemrummene mellem tænderne er blevet rensat i mindst ét minut i alt.


Bemærk: Du kan stoppe vandudstrømningen under brug ved at trykke på on/off-knappen på din Compact Flosser.

Bemærk: Hvis du vælger at genopfylde vandtanken under brug, skal du slukke for enheden imens. Du kan derefter fortsætte med at rense dine tænder, hvor du slap, indtil alle mellemrum mellem tænderne er blevet rensat i mindst ét minut i alt.

Efter brug



- 1 Fjern mundstykket ved at trække i mundstykket og holde udløserknappen til mundstykket nede på samme tid.
- 2 Skyl spidsen under den varme hane.



3 Åbn forsigtigt påfyldningsporten øverst på din Compact Flosser.

4 Hæld overskydende vand ud. Tør mundstykket, ydersiden af håndgrebet og vandtanken.

5 Sæt mundstykket tilbage i håndgrebet.

Bemærk: For at sikre, at enheden tørrer, skal du lade påfyldningsporten være åben eller lade din Compact Flosser være adskilt mellem hver brug (vandtanken kan trækkes helt af).

Bemærk: Lad ikke din Compact Flosser stå adskilt i længere tid end nødvendigt.

Opladning og batteristatus


Din Sonicare Compact Flosser er designet til at give mindst 24 tandtråds-sessioner, som varer på 1 minut, når batteriet er fuldt opladet. Enheden slukker efter 2 minutters brug.

Bemærk: Det kan tage op til 4 timer at oplade batteriet helt, inden du tager enheden i brug, men du kan bruge din Compact Flosser, før den er fuldt opladet.

Opladning




1 Træk og drej forsigtigt opladerportens dæksel på siden af din Compact Flosser for at åbne ind til opladerporten.



- 2** Tilslut USB-A-opladerkablet (til lille stik) til en USB-vægadapter på 5 V.

Bemærk: Vægadapteren følger ikke med alle modeller. Brug kun en 5 V-adapter (type A).



- 3** Sæt USB-A-opladerkablet (til lille stik) i opladerporten.

Bemærk: Sørg for, at håndgrebet er helt tørt, før du tilslutter USB-A-opladerkablet (til lille stik).



- 4** Batteriindikatoren blinker under opladning.

- 5** Luk opladerportens dæksel på din Compact Flosser, når den ikke oplades.

Batteristatus

Batteristatus

Batteriindikatoren viser batteriets status, når du har gennemført en tandtrådssession, eller hvis du sætter din Compact Flosser på pause.

Når din Compact Flosser oplades

Batteristatus	Indikator for batteriniveau
Fuldt	Konstant grøn
Opladning	Blinkende grøn

Bemærk: Batteriindikatoren blinker, indtil den er fuldt opladet. Når enheden oplades helt, mens den er tilsluttet strøm, lyser lampen konstant grøn i 30 sekunder, hvorefter den slukkes.

Når din Compact Flosser ikke oplades

Batteristatus	Indikator for batteriniveau
Fuldt	Konstant grøn
Medium	Blinkende grøn
Lav	Blinkende gul
Afladet	Blinkende gul i 5 sekunder, og din Compact Flosser slukkes automatisk

Bemærk: Når indikatoren for lavt batteriniveau vises, kan din Compact Flosser give mindst yderligere 3 tandtrådssessioner, som varer 1 minut.


Rengøring

Din Compact Flosser skal rengøres en gang om ugen. Rengør enheden og tilbehøret på følgende måde. Tilbehør varierer efter model.


Bemærk: Anvend eller rengør ikke enheden med rengøringsmidler med højt indhold af alkohol/sprit.

Advarsel: Rengør ikke din Compact Flosser, mens USB-A-opladerkablet (til lille stik) er tilsluttet. Tag


enheden fra strøm, og luk dækslet til opladerporten, før du rengør enheden.




- 1 Fjern mundstykket ved at trække i mundstykket og holde udløserknappen til mundstykket nede på samme tid.




- 2 Skyl spidsen under den varme hane.



- 3 Åbn forsigtigt påfyldningsporten øverst på din Compact Flosser.



- 4 Hæld det resterende vand i håndvasken.




- 5 Fjern forsigtigt vandtanken fra din Compact Flosser ved at trække den af. Vandtanken kan vaskes i hånden med varmt vand og mild sæbe. Når det er nødvendigt, kan du rengøre håndgrebet ved at tørre det med en blød klud og en mild sæbe.


Opbevaring

Din Compact Flosser er designet, så du kan opbevare et mundstykke i håndgrebet. Du kan bruge funktionen på følgende måde:


- 1 Fjern mundstykket ved at trække i mundstykket og holde udløserknappen til mundstykket nede på samme tid.




- 2 Åbn forsigtigt påfyldningsporten øverst på din Compact Flosser.



- 3 Sæt mundstykket ind i påfyldningsporten.




- 4 Klap din Compact Flosser sammen ved at skubbe vandtanken op.



Bemærk: Det er lettere at klappe vandtanken sammen, når påfyldningsportens dæksel er åbent.

- 5 Luk forsigtigt påfyldningsporten.



Udskiftning

Udskift mundstykkerne hver 6. måned eller med det samme, hvis de er beskadiget. Du kan købe tilbehør og reservedele på **philips.com** eller hos din Philips Sonicare-forhandler.

Bemærk: Compact Flosser er kun kompatibel med Philips Sonicare Compact Flosser-mundstykker. Den er ikke kompatibel med andre Philips Sonicare-mundstykker såsom dem til Power Flosser.

Fejlfinding

Spørgsmål	Svar
Kan jeg bruge mundskyllemiddel eller essentielle olier i vandbeholderen?	Det anbefales ikke at bruge essentielle olier i vandtanken. Mundskyllemiddel kan blandes med vand og bruges i vandtanken. Når du har brugt mundskyllemiddel, skal du skylle enheden for at forhindre tilstopning ved at fylde tanken delvis med varmt vand og køre produktet med spidsen pegende ned i vasken, indtil tanken er tom.
Kan andre mundstykker bruges sammen med min Philips Compact Flosser?	Brug kun Philips N1- og N2-mundstykker til denne enhed. Andre Philips- eller ikke-Philips-mundstykker er ikke kompatible med dette produkt.
Hvor ofte skal jeg udskifte mundstykket?	Vi anbefaler at udskifte mundstykket efter 6 måneders brug. Du kan finde flere oplysninger om køb af reservedele på philips.com
Jeg har svært ved at trække vandtanken ud	Åbn påfyldningsporten, og fjern mundstykket, før du forsøger at trække vandtanken ud. Dette skulle gøre det nemmere at trække vandtanken ud.

Reklamationsret og support

Philips giver garanti for sine produkter i to år efter købsdatoen. Fejl, der skyldes defekte materialer og produktionsfejl, vil blive repareret, eller produktet vil blive ombyttet på Philips' regning, forudsat at der fremvises gyldigt købsbevis inden for garantiperioden. Philips anbefaler brug af originale Sonicare-mundstykker for at opnå optimal ydeevne. Brug af andre mundstykker kan beskadige din Compact Flosser og begrænse garantidækningen. Kontakt vores kundeservicecenter på 1-800-682-7664 eller **www.philips.com/sonicare-warranty** (Nordamerika). Uden for Nordamerika skal du kontakte dit lokale Philips-kundeservicecenter. Du kan få finde produktoplysninger, support og brugervejledninger på: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Nordamerika) eller **www.philips.com/support** (uden for Nordamerika).

UNDTAGELSER FRA GARANTIEN

Hvad er ikke dækket af garantien:

- Mundstykker
- Skader, der opstår som følge af brug af uautoriserede reservedele eller mundstykker
- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller uautoriserede ændringer
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, DER ER ANFØRT OVENFOR. I VISSE LANDE ER BEGRÆNSNINGERNE AF VARIGHEDEN FOR DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER IKKE GÆLDENDE.

BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER

PHILIPS, ELLER NOGEN AF DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER DATTERSELSKABER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER,

SOM ER BASERET PÅ GARANTIBRUD, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, TORT ELLER ANDRE LOVMÆSSIGE TEORIER. SÅDANNE SKADER OMFATTER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF BESPARINGER ELLER OMSÆTNING, TAB AF FORTJENESTE, BRUGSTAB, KRAV FRA TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TANDLÆGER OG TANDPLEJERE OG OMKOSTNINGER TIL NOGEN FORM FOR ERSTATNINGSUDSTYR ELLER - TJENESTER. VISSE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.
- Oplysninger om REACH-stoffer, der findes i Philips-produkter, kan findes på www.philips.com/REACH

Udtagning af det genopladelige batteri


Det indbyggede genopladelige batteri skal fjernes af en kvalificeret fagmand, når produktet kasseres.

Instruktioner til fjernelse af indbyggede genopladelige batterier kan findes på **www.philips.com/support**.

- Dette apparat indeholder et genopladeligt litium-ion-batteri. SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES KORREKT.

For at fjerne det genopladelige batteri skal du bruge en skruetrækker og kabeltang. Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du følger nedenstående procedure.


- 1 Du kan aflade det genopladelige batteri helt ved at lade din Compact Flosser køre, indtil den stopper.




- 2 Fjern vandtanken ved at trække den af.




- 3 Fjern de to skruehætter.




- 4 Fjern skruerne.



- 5 Træk de indvendige komponenter ud af skaftet.



- 6 Fjern batteridækslet.



- 7 Træk batteriet ud af holderen. Klip ledningerne over for at fjerne batteriet.

Forsigtig: Pas på, at de skarpe kanter på batteritapperne ikke beskadiger dine fingre.

- 8 Dæk batterikontakterne med tape for at forhindre elektrisk kortslutning med den resterende batteristrøm.



- 9 Det genopladelige batteri kan nu sendes til genbrug, og resten af produktet kan bortskaffes korrekt.

Bemærk: Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen.

WARNHINWEISE

- Halten Sie das Ladekabel von Wasser fern.
- Achten Sie nach dem Reinigen darauf, dass das Ladekabel vollständig trocken ist, bevor Sie es an die Netzsteckdose anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigen Sie kein Teil des Produkts in der Spülmaschine, sofern im Abschnitt „Reinigung“ nichts anderes angegeben ist.
- Laden Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr, und wenden Sie sich bitte an das Service-Center in Ihrem Land. Verwenden Sie das USB-Kabel und das USB-Netzteil nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. Falls vorhanden, verwenden Sie nur das Original-USB-Kabel und -Netzteil.
- Um Verletzungen zu vermeiden, füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser. Geben Sie keine Fremdkörper in den Wasserbehälter.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch gedacht.
- Verwenden Sie es nicht zum Reinigen von Augen, Ohren oder Nase.
- Die maximale Höhe der Nutzung beträgt 4500 Meter.
- Wasser kann sich auf der Arbeitsfläche oder auf dem Boden ansammeln und eine Rutschgefahr darstellen, wenn das Gerät nicht über dem Spülbecken verwendet wird.
- Reinigen Sie das Produkt (insbesondere innen im Wasserbehälter) regelmäßig.

- Laden Sie nur mit dem Philips Adapter WAA1001, WAA2001, UL oder vergleichbaren, sicherheitsgeprüften Adaptern mit Eingangsleistung (100 – 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) und Ausgangsleistung (5 V DC; 2,5 W) auf. Die Liste der Adapter finden Sie unter www.philips.com/support.

MEDIZINISCHE HINWEISE

- Wenden Sie sich als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt/Arzt, wenn übermäßiges oder länger anhaltendes Zahnfleischbluten auftritt oder wenn Sie beim Gebrauch Unbehagen oder Schmerzen verspüren.
- Dieses Gerät ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung durch mehrere Benutzer vorgesehen.
- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt vor der Verwendung dieses Geräts, wenn in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde.

BATTERIE-SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Akkus, die nur von fachkundigen Personen entfernt werden dürfen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile und -Verbrauchsmaterialien von Philips.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und Akkus nicht in die Mikrowelle oder auf Induktionsherde.

- Öffnen, modifizieren, durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder den Akku nicht, um zu verhindern, dass sich die Akkus erhitzen oder giftige oder gefährliche Substanzen freisetzen. Schließen Sie Akkus nicht kurz, überladen Sie sie nicht und laden Sie sie nicht mit verkehrter Polarität.
- Dieses Gerät verwendet Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden (siehe Abschnitt „Recycling“).
- Benutzen und laden Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 3 °C und 40 °C.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.
- Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.
- Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.
- Stromverbrauch im:
 - Aus-Modus (keine Aufsätze) < 0,1 W
 - Energiesparmodus < 0,3 W
 - Aufladen: USB-Aufladung (5 V DC, 1 A)

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebungsbedingungen – Aufbewahrung und Transport


Temperaturbereich (Lagerung und Transport) von -20 °C bis +60 °C.

BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt erscheinen:



Dieses Symbol bedeutet: Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanweisung durch.



Dieses Symbol bedeutet, dass nur das angegebene Netzteil zu verwenden ist.
Abnehmbares Netzteil: Mit „xxxxxx“ wird die Modellnummer der zugelassenen Ladegeräte angegeben.

Einführung

Willkommen bei Philips! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Sonicare Compact Flosser. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Vorgesehener Verwendungszweck

Der Philips Sonicare Compact Flosser ist eine Munddusche zur Zahnzwischenraumreinigung, die Plaque- und Speisereste in den Zahnzwischenräumen und von der Zahnoberfläche entfernt, um Karies zu reduzieren und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern und zu erhalten. Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen und wird normalerweise mindestens einmal täglich verwendet.

Ihr Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Düsenentriegelungsknopf
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Modus-Taste
- 4 Modusanzeige
- 5 Akkuanzeige
- 6 Behälter
- 7 Einfüllöffnung/Düsenhalter
- 8 Ladeanschluss


Zubehör

- 9 Comfort Düse
- 10 Standard Düse
- 11 USB-A mit kleinem Stecker (Wandadapter nicht im Lieferumfang enthalten)


Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können je nach Modell variieren.

Vorbereitungen


So richten Sie Ihren Compact Flosser ein



- 1 Ziehen Sie vorsichtig an der Abdeckung der Einfüllöffnung.




- 2 Nehmen Sie die Düse aus dem Düsenhalter.




- 3 Setzen Sie die Düse in das Gerät ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Düse vollständig eingesetzt und mit der Oberseite des Gerätes bündig ist.



- 4 Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der Einfüllöffnung geöffnet ist, und ziehen Sie den Wasserbehälter nach unten.


Hinweis: Wenn die Abdeckung der Einfüllöffnung geöffnet ist, lässt sich der Wasserbehälter leichter nach unten ziehen.




- 5 Ziehen Sie den Wasserbehälter nach unten, bis sich der Stopper des Geräts über dem Stopper im Behälter befindet.

Füllen des Wasserbehälters

Warnhinweis: Trennen Sie das Ladegerät vom Compact Power Flosser, bevor Sie den Wasserbehälter füllen und das Gerät verwenden.




- 1 Öffnen Sie die Einfüllöffnung, und füllen Sie den Wasserbehälter mit lauwarmem Wasser.
Oder




Wasser kann auch direkt in den Wasserbehälter gefüllt werden. Ziehen Sie den Wasserbehälter vorsichtig vom Compact Flosser ab, und füllen Sie ihn bis zur maximalen Fülllinie mit Wasser. Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an, und vergewissern Sie sich, dass der Stopper des Geräts und der des Wasserbehälters richtig eingesetzt sind.

- 2 Schließen Sie vorsichtig die Einfüllöffnung.

Hinweis: Überschreiten Sie beim Befüllen des Wasserbehälters nicht die maximale Fülllinie (200 ml).



Modi



Ihr Compact Flosser verfügt über drei verschiedene Modi. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Modustaste.

Die Modi haben unterschiedliche Intensitäten. Sie sind von niedrig bis hoch aufgelistet:

Sensitive

Dieser Modus mit Pacer-Funktion sorgt für einen sanften Wasserdruck. Die Pacer-Funktion zeigt Ihnen durch eine kurze Unterbrechung des Wasserflusses alle 15 Sekunden an, wann Sie zum nächsten Abschnitt Ihres Mundes wechseln sollen.

Impuls

Dieser Modus wechselt starke und sanfte Impulse ab und wurde zur Massage und Stimulierung des Zahnfleisches entwickelt. Die Pacer-Funktion zeigt Ihnen durch eine kurze Unterbrechung des Wasserflusses alle 15 Sekunden an, wann Sie zum nächsten Abschnitt Ihres Mundes wechseln sollen.


Clean

Dieser Modus (mit Pacer-Funktion) arbeitet mit konstantem Wasserdruck – für eine hervorragende Sauberkeit. Die Pacer-Funktion zeigt Ihnen durch eine kurze Unterbrechung des Wasserflusses alle 15 Sekunden an, wann Sie zum nächsten Abschnitt Ihres Mundes wechseln sollen.

Hinweis: Starten Sie das Gerät bei der ersten Verwendung mit der niedrigsten Intensität im sensitiven Modus. Es wird empfohlen, die Intensität, die Sie im Laufe mehrerer Wochen zu erhöhen. Mit der Tolerierung höherer Intensitäten können bessere Reinigungsergebnisse erzielt werden.

Hinweis: Bei diesem Compact Flosser ist die Pacer-Funktion bereits aktiviert. Um die Pacer-Funktion bei ausgeschaltetem Compact Flosser zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Moduswahl Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Funktion deaktiviert ist, blinkt die Akkuanzeige einmal gelb. Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt die Akkuanzeige zweimal grün.


Ihren Compact Flosser verwenden



- 1 Richten Sie die Spitze der Düse auf das Waschbecken, bevor Sie das Gerät einschalten. Lassen Sie das Gerät Wasser in das Waschbecken sprühen. Schalten Sie das Gerät aus, sobald Wasser aus dem Gerät abgegeben wird.




- 2 Setzen Sie die Düsenspitze in den Mund. Lehnen Sie sich über das Waschbecken und schließen Sie die Lippen leicht über der Düsenspitze, um Spritzer zu vermeiden. Lassen Sie jedoch genügend Platz, sodass das Wasser aus Ihrem Mund in das Waschbecken fließen kann.



- 3 Positionieren Sie die Düsenspitze in einem 90-Grad-Winkel direkt über dem Zahnfleischrand.




- 4 Schalten Sie den Compact Flosser mit dem Ein-/Ausschalter am Handstück ein, und beginnen Sie mit der Reinigung.




- a Beginnen Sie mit den Backenzähnen im Ober- oder Unterkiefer, indem Sie die Düsenspitze entlang des Zahnfleischrands schieben und zwischen jedem Zahn kurz innehalten.

Hinweis: Drehen Sie die Düse nach Wunsch, um sie leichter am Zahnfleischsaum zu positionieren.



- b Folgen Sie der Pacer-Funktion, und reinigen Sie sowohl die Außenseite als auch die Innenseite Ihrer Zähne jeweils für 15 Sekunden, sodass Sie für einen ganzen Zahnbogen jeweils 30 Sekunden benötigen.

Hinweis: Reinigen Sie auch die Innenseiten Ihrer Zähne.




- c Folgen Sie der Pacer-Funktion, und wiederholen Sie dies im anderen Bogen Ihres Mundes für weitere 15 Sekunden an der Innenseite und 15 Sekunden an der Außenseite, bis alle Räume um und zwischen Ihren Zähnen insgesamt mindestens eine Minute lang gereinigt wurden.


Hinweis: Sie können den Wasserausstoß während des Gebrauchs anhalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste des Compact Flosser drücken.

Hinweis: Wenn Sie Wasserbehälter während des Gebrauchs nachfüllen möchten, schalten Sie das Gerät zum Nachfüllen des Wasserbehälters aus. Setzen Sie den Reinigungsvorgang danach an der Stelle fort, wo Sie zuletzt gereinigt haben, bis alle Räume um und zwischen Ihren Zähnen insgesamt mindestens eine Minute lang gereinigt wurden.


Nach jedem Gebrauch



- 1 Entfernen Sie die Düse, indem Sie an der Düse ziehen und gleichzeitig die Düsenentriegelungstaste drücken.



- 2 Spülen Sie die Spitze unter warmem Wasser ab.



- 3** Öffnen Sie behutsam die Einfüllöffnung oben am Compact Flosser.

- 4** Gießen Sie überschüssiges Wasser aus. Trocknen Sie die Düse, die Außenseite des Handstücks und den Wasserbehälter ab.

- 5** Setzen Sie die Düse wieder in das Handstück ein.

Hinweis: Um das Trocknen zu erleichtern, lassen Sie die Einfüllöffnung offen, oder lassen Sie den Compact Flosser bis zum nächsten Gebrauch im auseinandergenommenen Zustand (der Wasserbehälter kann vollständig abgezogen werden).

Hinweis: Belassen Sie den Compact Flosser nicht länger als notwendig im auseinandergenommenen Zustand.

Laden und Akkustatus


Ihr Sonicare Compact Flosser ist für mindestens 24 Reinigungssitzungen ausgelegt, wobei jede Sitzung bei voll aufgeladenem Akku 1 Minute dauert. Nach 2 Minuten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch kann es bis zu 4 Stunden dauern, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, aber Sie können den Compact Flosser bereits verwenden, bevor er vollständig aufgeladen ist.

Laden




- 1 Ziehen Sie die Ladeanschlussabdeckung auf der Seite des Compact Flosser mit einer Drehbewegung vorsichtig ab, um den Ladeanschluss zugänglich zu machen.



- 2 Schließen Sie das USB-A-Ladekabel mit kleinem Stecker an einen 5-V-USB-Wandadapter an.

Hinweis: Der Wandadapter ist nicht bei allen Modellen enthalten. Verwenden Sie nur einen 5-V-Adapter (Typ A).



- 3 Schließen Sie das USB-A-Ladekabel mit kleinem Stecker an den Ladeanschluss an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Handstück vollständig trocken ist, bevor Sie das USB-A-Kabel mit kleinem Stecker anschließen.



- 4 Die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs.
- 5 Schließen Sie die Ladeanschlussabdeckung des Compact Flosser, wenn das Gerät nicht aktiv aufgeladen wird.

Batteriestatus

Batteriestatus

Die Akkuanzeige zeigt den Batteriestatus an, wenn Sie den Reinigungszyklus beenden oder den Compact Flosser anhalten.

Wenn der Compact Flosser aufgeladen wird

Batteriestatus	Akkuladeanzeige
Vollständig	Kontinuierlich grün
Aufladen	Grün blinkend

Hinweis: Die Akkuanzeige blinkt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkuanzeige 30 Sekunden lang kontinuierlich grün und erlischt danach.

Wenn der Compact Flosser nicht aufgeladen wird

Batteriestatus	Akkuladeanzeige
Vollständig	Leuchtet grün
Mittel	Blinkt grün
Niedrig	Blinkt gelb
Leer	Blinkt 5 Sekunden lang gelb, und der Compact Flosser schaltet sich automatisch aus.


Hinweis: Wenn die Anzeige für einen fast leeren Akku angezeigt wird, kann der Compact Flosser für mindestens drei weitere Reinigungszyklen verwendet werden, mit einer Zyklusdauer von je 1 Minute.

Reinigung


Der Compact Flosser muss einmal pro Woche gereinigt werden. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile wie nachstehend beschrieben. Die Zubehörteile können je nach Modell variieren.

Hinweis: Verwenden oder reinigen Sie kein Gerät mit Reinigungslösungen mit hohem Alkoholgehalt.


Warnhinweis: Reinigen Sie den Compact Flosser nicht, solange das USB-A-Ladekabel mit kleinem Stecker angeschlossen ist. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Geräts, und verschließen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.




- 1 Entfernen Sie die Düse, indem Sie an der Düse ziehen und gleichzeitig die Düsenentriegelungstaste drücken.




- 2 Spülen Sie die Spitze unter warmem Wasser ab.



- 3 Öffnen Sie behutsam die Einfüllöffnung oben am Compact Flosser.



- 4 Gießen Sie überschüssiges Wasser über dem Spülbecken aus.




- 5 Nehmen Sie den Wasserbehälter vorsichtig durch Abziehen vom Compact Flosser ab. Der Wasserbehälter kann von Hand mit warmem Wasser und milder Seife gewaschen werden. Bei Bedarf können Sie das Handstück reinigen, indem Sie es mit einem weichen Tuch und milder Seife abwischen.


Aufbewahrung

Ihr Compact Flosser ist so ausgelegt, dass Sie eine Düse im Handstück aufbewahren können. So verwenden Sie diese Halterung:


- 1 Entfernen Sie die Düse, indem Sie an der Düse ziehen und gleichzeitig die Düsenentriegelungstaste drücken.




- 2 Öffnen Sie behutsam die Einfüllöffnung oben am Compact Flosser.



- 3 Stecken Sie die Düse in die Einfüllöffnung.




- 4 Schieben Sie den Compact Flosser zusammen, indem Sie den Wasserbehälter nach oben schieben.



Hinweis: Wenn die Abdeckung der Einfüllöffnung geöffnet ist, lässt sich der Wasserbehälter leichter zusammenschieben.

- 5 Schließen Sie vorsichtig die Einfüllöffnung.



Ersatz

Ersetzen Sie die Düsen alle 6 Monate oder sofort, wenn sie beschädigt sind. Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com**, oder suchen Sie Ihren lokalen Philips Sonicare Händler auf.

Hinweis: Der Compact Flosser ist nur mit Philips Sonicare Compact Flosser-Düsen kompatibel. Er ist nicht kompatibel mit anderen Philips Sonicare-Düsen, wie zum Beispiel denen für den Power Flosser.

Fehlerbehebung

Frage	Antwort
Kann ich Mundspülung oder ätherische Öle in meinem Wasserbehälter verwenden?	Es wird nicht empfohlen, ätherische Öle im Wasserbehälter zu verwenden. Mundspülung kann mit Wasser vermischt und im Wasserbehälter verwendet werden. Spülen Sie das Gerät nach der Verwendung von Mundspülung aus, um Verstopfung zu vermeiden. Befüllen Sie dazu den Wasserbehälter teilweise mit warmem Wasser und spülen Sie das Produkt mit der Spitze auf das Waschbecken gerichtet, bis der Wasserbehälter leer ist.
Passen andere Düsen auf meinen Philips Sonicare Compact Flosser?	Verwenden Sie für dieses Gerät nur Philips N1- und N2-Düsen. Andere Philips- oder Nicht-Philips-Düsen sind mit diesem Produkt nicht kompatibel.
Wie oft muss ich meine Düse austauschen?	Wir empfehlen Ihnen, die Düse nach 6 Monaten Gebrauch auszutauschen. Weitere Informationen zum Kauf von Ersatzteilen finden Sie unter philips.com .

Frage

Ich habe Schwierigkeiten beim Herausziehen des Wasserbehälters.

Antwort

Öffnen Sie die Einfüllöffnung, und nehmen Sie die Düse ab, bevor Sie versuchen, den Behälter herauszuziehen. Dadurch sollte sich der Wasserbehälter ganz einfach herausziehen lassen.

Garantie und Support

Philips gewährt für seine Produkte eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Defekte, die aufgrund von Materialfehlern oder mangelhafter Verarbeitung auftreten, werden auf Kosten von Philips repariert, wenn innerhalb der Garantiezeit ein Kaufnachweis vorgelegt wird. Philips empfiehlt zur optimalen Leistung die Verwendung von Original-Sonicare-Düsen. Die Verwendung anderer Düsen kann Ihren Compact Flosser beschädigen und den Garantieschutz einschränken. Wenden Sie sich telefonisch an unser Service-Center unter der Rufnummer 1-800-682-7664 oder **www.philips.com/sonicare-warranty** (Nordamerika), außerhalb von Nordamerika wenden Sie sich an Ihr örtliches Philips Service-Center. Produktinformationen, Support und Online-Benutzeranweisungen finden Sie unter: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Nordamerika) oder **www.philips.com/support** (außerhalb von Nordamerika).

AUSSCHLUSS VON GARANTIELEISTUNGEN

Welche Komponenten unterliegen nicht der Garantie?

- Düsen
- Schäden durch die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder Düsen.
- Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte
- Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Entfärbungen und Verblassen

STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH KONKLUDENTER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DER OBEN ANGEgebenEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEERKLÄRUNG BESCHRÄNKT. IN EINIGEN LÄNDERN TREFFEN EINSCHRÄNKUNGEN UND DAUER KONKLUDENTER GARANTIE NICHT ZU.

BEGRENZUNG DER RECHTSMITTEL

PHILIPS SOWIE SEINE SCHWESTER- UND TOCHTERFIRMEN ODER NIEDERLASSUNGEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE SPEZIELL, BEABSICHTIGT ODER UNBEABSICHTIGT AUF SCHÄDEN BERUHEN, WELCHE DURCH BRUCH DER GARANTIEBEDINGUNGEN, VERTRAGSBRUCH, VERNACHLÄSSIGUNG, STRAFTAT ODER EINE ANDERE RECHTSGRUNDLAGE ENTSTANDEN SIND. SOLCHE SCHÄDEN SCHLIESSEN OHNE BEGRENZUNG EIN: DEN VERLUST VON ERSARNISSEN ODER EINKOMMEN, VERLUST DER NUTZUNG, ANSPRÜCHE DRITTER PARTEIEN EINSCHLIESSLICH - OHNE BEGRENZUNG - ZAHNÄRZTE UND ZAHNÄRZTLICHES FACHPERSONAL SOWIE DIE KOSTEN FÜR ERSATZ VON AUSRÜSTUNGSgegenSTÄNDEN ODER DIENSTLEISTUNGEN. EINIGE LÄNDER LASSEN KEINEN AUSSCHLUSS ODER KEINE BEGRENZUNG VON ABSICHTLICH ODER UNBEABSICHTIGT ENTSTANDENEN SCHÄDEN ZU.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.

- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet.
Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: <https://www.bmu.de>

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe **https://ufh.at/**. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

- Informationen zu in Philips-Produkten enthaltenen REACH-Stoffen finden Sie unter www.philips.com/REACH.


Den Akku entfernen

Der integrierte Akku muss von einem qualifizierten Fachmann entfernt werden, wenn das Produkt entsorgt wird. Anweisungen zum Entfernen integrierter Akkus finden Sie unter **www.philips.com/support**.

- Dieses Gerät verwendet eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zelle. MUSS DEM RECYCLING ZUGEFÜHRT ODER ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGT WERDEN.

Um den Akku zu entfernen, benötigen Sie einen Schraubendreher und eine kleine Zange. Beachten Sie grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie die unten angeführten Schritte ausführen.

- 1 Um den Akku zu entladen, lassen Sie den Compact Flosser laufen, bis er aufhört.




- 2 Ziehen Sie den Wasserbehälter ab, um ihn herauszunehmen.


- 3 Entfernen Sie die beiden Schraubverschlusskappen.




- 4 Entfernen Sie die Schrauben.




- 5 Ziehen Sie die internen Komponenten vom Körper ab.



- 6 Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.





- 7 Ziehen Sie den Akku aus der Schale. Durchschneiden Sie die Drähte, um den Akku zu entfernen.

Achtung: Die Kanten der Akkulaschen sind scharf. Vermeiden Sie Verletzungen der Finger.

- 8 Decken Sie die Akkukontakte mit Klebeband ab, um Kurzschlüsse durch eine möglicherweise verbleibende Akkuladung zu verhindern.
- 9 Der wiederaufladbare Akku kann jetzt recycelt und der Rest des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden.

Hinweis: Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. So helfen Sie, die Umwelt zu schützen.

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see teave hoolikalt läbi ning hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsisaid vigastusi.

HOIATUSED

- Kaitske laadimiskaablit vee eest.
- Pärast puhastamist tuleb kontrollida, et laadimiskaabel oleks enne seina pistikupessa ühendamist täielikult kuivanud.
- Seda seadet tohivad kasutada füüsiliste, vaimsete või meelepuuetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Jälgige, et lapsed ei mängiks selle tootega.
- Ärge puhastage ühtegi toote osa nõudepesumasinas, kui jaotises Puhastamine pole öeldud teisiti.
- Ärge laadige seadet väljas ega kuumade pindade läheduses.
- Sellel seadmel ei ole ühtki hooldatavat osa. Kui seade on kahjustunud, lõpetage selle kasutamine ja võtke ühendust kohaliku klienditeeninduskeskusega. Kui USB-kaabel või USB-toiteüksus on kahjustunud, lõpetage selle kasutamine.
- Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid. Kasutage ainult originaal-USB-kaablit ja USB-toiteplokki, kui need kuuluvad komplekti.
- Füüsiliste vigastuste vältimiseks ärge täitke reservuaari kuuma veega. Ärge sisestage reservuaari võõrkehasid.
- See seade on ette nähtud vaid hammaste ja igemete puhastamiseks.
- Mitte kasutada silmade, kõrvade või nina puhastamiseks.
- Seadme kasutamise maksimaalne kõrgus merepinnast on 4500 m.
- Kui seadet ei kasutata valamu kohal, võib vesi koguneda tasapinnale või põrandale ja tekitada libisemisohu.
- Puhastage toodet (eriti veepaaki seest) regulaarselt.
- Laadige ainult Philipsi WAA1001, WAA2001, UL-sertifikaadiga või võrdväärsete heakskiidetud ohutute adapteritega, mille sisendnimiaandmed on 100–240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W ja väljundnimiaandmed 5 V DC; 2,5 W. Adapterite nimekirja leiate aadressilt www.philips.com/support.

MEDITSIINILISED HOIATUSED

- Kui kasutate südamestimulaatorit või muud implantaatseadet, võtke enne hambaharja kasutamist ühendust arsti või implantaadi tootjaga.

- Lõpetage seadme kasutamine ja konsulteerige oma hambaarstiga, kui pärast kasutamist tekib liigne või kauakestev veritsemine või kui tunnete kasutamise ajal ebamugavust või valu.
- See seade on isikliku hoolduse seade ja ei ole mõeldud mitme kasutaja jaoks.
- Kui teil on olnud viimase 2 kuu jooksul suuõõne või igemete operatsioon, pidage enne hambaharja kasutamist nõu hambaarstiga.

AKU OHUTUSJUHISED

- See seade sisaldab mittevahetatavaid akusid, mida saavad eemaldada ainult asjatundjad.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle patareide ja tarvikute kasutamist lugege see teave hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsisid vigastusi. Kaasasolevad tarvikud võivad erinevatel toodetel olla erinevad.
- Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid.
- Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga.
- Kui toode läheb ebataavaliselt kuumaks või eritab ebataavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsoonipliidi peale.
- Et vältida aku kuumenemist või toksiliste või ohtlike ainete vabastamist, ärge avage, muutke, läbistage, kahjustage ega demonteerige toodet või akut. Akut ei tohi lühistada, üle laadida ega vale polaarsusega laadida.
- See seade sisaldab akut, mida ei saa vahetada. Kui aku eluiga hakkab lõppema, tuleb seade nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldada, vt jaotist Ringlussevõtt.
- Laadige ja kasutage toodet temperatuuril vahemikus 3 °C ja 40 °C.
- Kahjustunud või lekkivate akude korral vältige nende kokkupuudet naha või silmadega. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Patareide käsitsemisel veenduge, et teie käed, toode ja patareid oleksid kuivad.
- Juhusliku lühisesse sattumise vältimiseks pärast patareide eemaldamist ärge laske patarei klemmidel kokku puutuda metallobjektidega (nt mündid, juuksenõelad, sõrmused). Ärge mähkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne äraviskamist katke patareide klemmid teibiga või pange patareid kilekotti.
- Elektri tarbimine:

- Välja lülitatud režiim (tarvikud puuduvad) < 0,1 W
- Madala energiatarbega režiim < 0,3 W
- Laadimine: USB-laadimine (5 V DC, 1 A)

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Säilitamis- ja transportimistingimused


Temperatuur (transport ja hoiustamine) vahemikus -20 °C kuni 60 °C.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES

Tootel võivad olla järgmised sümbolid:



See sümbol tähendab, et enne seadme kasutamist tuleb läbi lugeda kasutusjuhised.



See sümbol tähendab, et kasutada tuleb ettenähtud toiteallikat.

Eemaldatava toiteploki osa: „xxxxxx” tähistab kasutamiseks sobivat laadija mudeli numbrit.

Sissejuhatus

Tere tulemast kasutama Philipsi toodet! Önnitleme teid uue elektrilise hambavahede puhasti Philips Sonicare ostmise puhul! Philipsi pakutava tugiteenuse eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel **philips.com/welcome**.

Ettenähtud kasutamine

Philips Sonicare Compact Flosser on puhastusseade, mis on ette nähtud hammaste vahelt katu ja toidujääkide eemaldamiseks, et vähendada hammaste lagunemist

ning parandada ja hoida igemete tervist. Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks, tavaliselt vähemalt üks kord päevas.

Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Otsaku vabastusnupp
- 2 Toitenupp
- 3 Režiiminupp
- 4 Režiimi märgutuli
- 5 Aku märgutuli
- 6 Veepaak
- 7 Täiteava / otsiku hoiuruum
- 8 Laadimispesa


Tarvikud

- 9 Otsak Comfort
- 10 Otsak Standard
- 11 USB-A-lt väikesele pistikule (seinaadapter ei ole kaasas)


Märkus. Kaasasolevad tarvikud võivad varieeruda vastavalt ostetud mudelile.

Alustamine


Compact Flosseri seadistamine



- 1 Tõmmake täiteava kaant õrnalt peale.




- 2 Eemaldage otsik hoiuruumist.




3 Sisestage otsik seadmesse.

Märkus. Veenduge, et otsaks oleks täielikult sees ja ning seadme ülaosa ja otsaku vahel puuduks vahe.



4 Veenduge, et täiteava kaas on avatud, ja tõmmake veepaaki alla.


Märkus. Kui täiteava kaas on avatud, on veepaaki lihtsam alla tõmmata.




5 Tõmmake paaki alla, kuni seadme stopper on veepaagi sees asuva stopperi kohal.

Veepaagi täitmine


Hoiatus! Enne veepaagi täitmist ja seadme kasutamist eemaldage laadija Compact Flosseri küljest.



1 Avage täiteava ja täitke veepaak leige veega. Või




Vett saab valada ka otse veepaaki. Tõmmake veepaak õrnalt Compact Flosserist välja ja täitke kuni maksimaalse täitejooneni veega. Kinnitage veepaak uuesti ja veenduge, et seadme ja veepaagi kork on õigesti oma kohal.



2 Sulgege õrnalt täiteava.

Märkus. Veepaagi täitmisel ärge ületage maksimaalse koguse tähist (200 ml).

Režiimid



Compact Flosseril on kolm režiimi. Režiimi vahetamiseks vajutage režiiminuppu.

Režiimid on erineva intensiivsusega. Loetletud madalast kõrgeni:

Sensitive

See taimeriga režiim tagab õrna veesurve. Taimeriga antakse iga 15 sekundi järel korraks peatamisega märku, et peaksite liikuma suu järgmise osa juurde.

Impulss

See režiim kasutab vaheldumisi tugevaid ja õrnu veeimpulssse ning on mõeldud igemete masseerimiseks ja stimuleerimiseks. Taimeriga antakse iga 15 sekundi järel korraks peatamisega märku, et peaksite liikuma suu järgmise osa juurde.

Clean

See taimeriga režiim kasutab suurepäraselt puhta tulemuse saavutamiseks ühtlast veesurvet. Taimeriga antakse iga 15 sekundi järel korraks peatamisega märku, et peaksite liikuma suu järgmise osa juurde.

Märkus. Esmakordsel kasutamisel käivitage seade madalaima intensiivsuse saavutamiseks režiimis Sensitive. Tugevust on soovitatav suurendada mõne nädala jooksul. Kui suudate taluda suuremaid intensiivsusi, on puhastamine tulemuslikum.

Märkus. Compact Flosseri taimer on ostes sisse lülitatud. Taimeri sisse või välja lülitamiseks vajutage välja lülitatud Compact Flosseri režiimi valiku nuppu 3 sekundit all. Kui taimer on välja lülitatud, vilgub aku näidik üks kord kollaselt. Kui taimer on sisse lülitatud, vilgub aku näidik kaks korda roheliselt.


Compact Flosseri kasutamine



- 1 Enne seadme sisselülitamist suunake otsak kraanikaussi. Oodake, kuni vett hakkab kraanikaussi pritsima. Kui vesi hakkab seadmest pihusena väljuma, lülitage seade välja.




- 2 Pange otsaku tipp suhu. Kummarduge kraanikausi kohale ja pange suu pritsmete vältimiseks veidi kinni. Jätke suu nii palju lahti, et vesi saaks suust kraanikaussi voolata.



- 3 Seadke otsaku tipp täpselt üle igemepeiri 90° nurga all.





- 4 Compact Flosseri sisselülitamiseks ja hambavahede puhastamise alustamiseks vajutage käepidemel olevat sisse-/väljalülitusnuppu.



- a Alustades ülemistest või alumistest tagumistest hammastest, libistage otsaku tippu piki igemepeiri ja tehke iga hamba järel väike paus.

Märkus. Pöörake otsikut vastavalt soovile, et seadet oleks igemepiirkonnas lihtsam liigutada.



- b Järgige nii hammaste sise- kui välispindadelt (mõlemalt poolt 15 sekundit) puhastamisel taimerit, nii et ühe hambakaare puhastamine kestaks kokku 30 sekundit.


Märkus. Ärge unustage puhastada hammaste sisepindu.

- c Järgige taimerit ja korrake toimingut teise hambakaarega, puhastades 15 sekundit sisepindu ja 15 sekundit välispindu, kuni kõik hambavahed on ära puhastatud. Kogu toiming kestab kokku vähemalt ühe minuti.

Märkus. Veevoolu saate kasutamise ajal peatada, vajutades Compact Flosseri toitenuppu.


Märkus. Kui otsustate kasutamise ajal veepaaki täita, lülitage seade täitmise ajaks välja ja jätkake sealt, kust te pooleli jäite, kuni kõiki hammaste ümber ja vahel olevaid kohti on kokku puhastatud vähemalt ühe minuti jooksul.

Pärast igat kasutuskorda



- 1 Eemaldage otsik, tõmmates otsikut ja hoides samal ajal otsiku vabastusnuppu.

- 2 Loputage otsikut sooja vee all.



3 Avage õrnalt Compact Flosseri peal asuv täiteava.

4 Valage üleliigne vesi välja. Kuivatage otsik, käepideme välispind ja veepaak.

5 Pange otsak käepidemele tagasi.

Märkus. Kuivatamise hõlbustamiseks hoidke täiteava lahti või jätke Compact Flosser kasutuskordade vahel lahti võtmata (veepaagi saab täielikult välja tõmmata).

Märkus. Ärge jätke Compact Flosserit kokkupanemata olekusse kauemaks kui vaja.

Laadimine ja aku laetustase


Teie Sonicare Compact Flosser on loodud pakkuma vähemalt 24 puhastusseanssi, millest iga seanss kestab täielikult laetud akuga 1 minuti. Seade lülitub välja pärast kaheminutulist kasutamist.

Märkus. Enne esmakordset kasutamist võib aku täislaadimiseks kuluda kuni 4 tundi, kuid teil on võimalik kasutada Compact Flosserit ka enne kui see on lõplikult täis laetud.

Laadimine




1 Tõmmake ettevaatlikult Compact Flosseri küljel asuvat laadimispesa katet, et tuua laadimisava nähtavale.



- 2** Ühendage USB-A-lt väikesele pistikule laadimiskaabel 5 V USB-seinaadapteriga.

Märkus. Seinaadapter ei ole kaasas kõigi mudelitega. Kasutage ainult 5 V adapterit (tüüp A).



- 3** Ühendage USB-A-lt väikesele pistikule laadimiskaabel laadimisporti.

Märkus. Veenduge, et käepide on enne USB-A-lt väikesele pistikule laadimiskaabli ühendamist täielikult kuiv.



- 4** Aku näidik vilgub laadimise ajal.

- 5** Sulgege Compact Flosseri laadimispea kate, kui te seadet aktiivselt ei lae.

Aku olek

Aku olek

Aku näidik näitab aku olekut, kui lõpetate puhastusseansi või peatate Compact Flosseri.

Kui Compact Flosser laeb

Aku olek	Aku märgutuli
Täis	Põleb roheliselt
Laadimine	Vilkuv roheline

Märkus. Aku näidik vilgub, kuni aku on täielikult laetud. Kui aku saavutab täislaetuse, olles vooluvõrku ühendatud, põleb näidik püsivalt roheliselt 30 sekundit ja seejärel kustub.

Kui Compact Flosser ei lae

Aku olek	Aku märgutuli
Täis	Põleb roheliselt
Keskmine	Vilkuv roheline
Madal	Vilkuv kollane
Tühi	Näidik vilgub kollaselt viis sekundit ja Compact Flosser lülitub automaatselt välja

Märkus. Kui aku madala laetustaseme näidik süttib, kestab Compact Flosser veel vähemalt 3 üheminutilist puhastustsüklit.


Puhastamine

Compact Flosserit tuleb puhastada kord nädalas. Puhastage seadet ja tarvikuid järgmiselt. Tarvikud võivad mudeliti erineda.

Märkus. Ärge käivitage ega puhastage seadet kõrge alkoholisisaldusega puhastuslahustega.

Hoiatus! Ärge puhastage Compact Flosserit, kui USB-A-lt väikesele pistikule laadimiskaabel on


ühendatud. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege laadimispesa kate.




- 1 Eemaldage otsik, tõmmates otsikut ja hoides samal ajal otsiku vabastusnuppu.




- 2 Loputage otsikut sooja vee all.



- 3 Avage õrnalt Compact Flosseri peal asuv täiteava.



- 4 Valage järelejäänud vesi kraanikaussi.




- 5 Eemaldage veepaak õrnalt Compact Flosserist, tõmmates selle ära. Veepaaki saab sooja vee ja pehme seebiga käsitsi pesta. Vajaduse korral saate käepidet puhastada, pühkides seda pehme lapi ja õrnatoimelise seebiga.


Hoiustamine

Teie Compact Flosser on konstrueeritud nii, et saate käepidemes hoida ühte otsikut. Selle funktsiooni kasutamiseks tehke järgmist.


- 1 Eemaldage otsik, tõmmates otsikut ja hoides samal ajal otsiku vabastusnuppu.



- 2 Avage õrnalt Compact Flosseri peal asuv täiteava.




- 3 Sisestage otsik täiteavasse.




- 4 Pange Compact Flosser veepaaki üles lükates kokku.

Märkus. Kui täiteava kaas on avatud, on veepaaki lihtsam kokku panna.



- 5 Sulgege õrnalt täiteava.



Osade vahetamine

Vahetage otsakud välja iga 6 kuu järel või kohe pärast kahjustumist. Tarvikute ja varuosade ostmiseks kasutage veebilehte **philips.com** või pöörduge kohaliku Philips Sonicare'i edasimüüja poole.

Märkus. Compact Flosser ühildub ainult Philips Sonicare Compact Flosser otsikutega. See ei ühildu teiste Philips Sonicare otsikutega, näiteks Power Flosser otsikutega.

Veaotsing

Küsimus	Vastus
Kas ma võin veepaagis kasutada suuvett või eeterlikku õli?	Veepaagis ei ole soovitatav kasutada eeterlikku õli. Suuvett saab segada veega ja kasutada veepaagis. Pärast suuvee kasutamist loputage seadet ummistumise vältimiseks: täitke veepaak poolenisti sooja veega, suunake otsak kraanikaussi ja laske seadmel töötada kuni veepaagi tühjenemiseni.
Kas Philips Sonicare'i elektrilisele hambavahede puhastile sobivad teised otsakud?	Kasutage selle seadme jaoks ainult Philipsi N1 ja N2 otsikuid. Teised Philipsi või mitte-Philipsi otsikud selle tootega ei ühildu.
Kui sageli pean ma otsakut vahetama?	Soovitame otsakut vahetada iga 6 kuu järel. Lisateavet varuosade ostmise kohta leiate veebilehelt philips.com
Mul on raskusi veepaagi laiendamisega	Enne veepaagi laiendamist avage täitmisava ja eemaldage otsik. See peaks võimaldama veepaaki hõlpsasti laiendada.

Garantii ja tootetugi

Philips annab oma toodetele kaheaastase garantii alates ostukuupäevast. Toote materjali- või tootmisvigadest tingitud defektid parandatakse või asendatakse Philipsi kulul, kui ostja esitab ettenähtud aja jooksul veenva

ostutõendi. Optimaalse jõudluse saavutamiseks soovitab Philips kasutada ainult Sonicare'i originaalotsakuid. Muude otsakute kasutamine võib kahjustada Compact Flosserit ja piirata garantii ulatust. Võtke ühendust meie klienditeeninduskeskusega numbril 1-800-682-7664 või aadressil www.philips.com/sonicare-warranty (Põhja-Ameerika), väljaspool Põhja-Ameerikat võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega. Tooteteabe ja veebipõhised kasutusjuhendid leiате veebilehelt: <https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Põhja-Ameerika) või www.philips.com/support (väljaspool Põhja-Ameerikat).

GARANTIIGA SEOTUD PIIRANGUD

Garantii ei hõlma järgmist:

- Otsakud
- Tootja heakskiiduta varuosade või otsakute kasutamisest põhjustatud kahjustus.
- Kahjustus, mille on põhjustanud seadme otstarbele mittevastav või vale kasutamine, hooldamata jätmine, muutmine või volitamata parandamine.
- Tavaline kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimustused, hõõrdumine, värvuse muutus või pleekimine.

KAUDED GARANTIID

KÕIK KAUDED GARANTIID, K.A KAUDNE GARANTII MÜÜGIKÕLBIKKUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, PEAVAD OLEMA PIIRATUD EESPOOL ESITATUD SELGESÕNALISTE GARANTIIDE KESTUSEGA. MÕNEDES RIIKIDES EI KEHTI KAUDESETE GARANTIIDE KESTUSE PIIRANGUD.

PARANDUSMEETMETE PIIRANG

PHILIPS EGA ÜKSKI SELLE SIDUS- VÕI TÜTARETTEVÕTE EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MISTAHES TEGELIKU, ETTEÄGEMATU VÕI KAUDSE KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD GARANTII RIKKUMISE, LEPINGU RIKKUMISE, HOOLETUSE, ÕIGUSRIKKUMISE VÕI MUU ÕIGUSLIKU TEORIA TÕTTU. SELLISTE KAHJUDE HULKA KUULUVAD ILMA PIIRANGUTETA SÄÄSTUDE VÕI TULUDE KADU,

SAAMATA JÄÄNUD TULU, KASUTAMISKADU, KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUDED, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA HAMBAARSTIDE JA SUUHÜGIENISTIDE NÕUDED JA MISTAHES ASENDUSSEADMETE VÕI -TEENUSTE KULUD. MÕNED RIIGID EI LUBA ETTENÄGEMATU VÕI KAUDSE KAHJU VÄLJAARVAMIST VÕI PIIRAMIST.

Taaskasutus



- See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.
- Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.
- Teave REACH ainete kohta, sisalduvad Philipsi toodetes, leiab aadressilt www.philips.com/REACH


Taaslaetava aku eemaldamine

Sisseehitatud laetava aku peab toote äraviskamisel eemaldama kvalifitseeritud spetsialist. Sisseehitatud laetavate akude eemaldamise juhised leiab veebilehelt **www.philips.com/support**.

- See seade sisaldab liitiumioonakut. TULEB NÕUDEID JÄRGIDES RINGLUSSE VÕTTA VÕI KASUTUSEST KÕRVALDADA.

Aku eemaldamiseks vajate kruvikeerajat ja traadikääre. Järgige allkirjeldatud toimingute tegemisel elementaarseid ohutusnõudeid.


- 1 Aku tühjendamiseks laske Compact Flosseril töötada kuni seiskumiseni.
- 2 Eemaldage veepaak, tõmmates selle ära.




- 3 Eemaldage kaks keeratavat korki.




- 4 Eemaldage kruvid.




- 5 Tõmmake sisemised komponendid korpusest välja.



- 6 Eemaldage aku kaas.



- 7 Tõmmake aku hoidikust välja. Lõigake juhtmed aku eemaldamiseks ära.



Ettevaatust! Sõrmevigastuste vältimiseks pidage meeles, et akuklemmide servad on teravad.

- 8 Katke aku kontaktid teibiga, et vältida jääklaengust põhjustatud lühist.

- 9 Nüüd saab laetava aku ringlusse võtta ja ülejäänud toote nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.

Märkus. Seadme eluea lõpus ärge visake seadet tavalise olmeprügi hulka, vaid viige ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitate säästa keskkonda.



Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves.

ADVERTENCIAS

- Mantenga el cable de carga alejado del agua.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el cable de carga esté totalmente seco antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Este aparato puede ser usado por niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto.
- No limpie ninguna pieza del producto en el lavavajillas, a menos que se indique lo contrario en la sección de Limpieza.
- No cargue el producto al aire libre ni cerca de superficies calientes.
- Este aparato no contiene piezas manipulables por el usuario. Si el aparato está dañado, deje de usarlo y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Si el cable USB o la unidad de fuente de alimentación USB están dañados, deje de utilizarlos.
- Utilice únicamente accesorios o consumibles originales de Philips. Si se han suministrado, utilice únicamente el cable USB y la unidad fuente de alimentación USB originales.
- Para evitar lesiones físicas, no llenes el depósito con agua caliente. No coloques objetos extraños en el depósito.
- Este aparato ha sido diseñado solo para limpiar los dientes y las encías.
- No lo utilice para limpiar los ojos, las orejas ni la nariz.
- La altitud máxima de uso es de 4500 metros.
- Puede que se acumule agua en la encimera o en el suelo y genere un riesgo de resbalar si el dispositivo no se utiliza sobre el lavabo.
- Limpie el producto (especialmente en el interior del depósito) con regularidad.
- Cargue únicamente con adaptadores PHILIPS WAA1001, WAA2001, UL o adaptadores con certificaciones de seguridad equivalentes con valores nominales de entrada (100 - 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) y valores nominales de salida (5 V de CC; 2,5 W). Para ver la lista de adaptadores, consulta www.philips.com/support.

ADVERTENCIAS MÉDICAS

- Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo antes de utilizar el aparato.
- Deje de utilizar el aparato y consulte a su dentista o médico si se produce un sangrado excesivo o prolongado después del uso o si experimenta molestias o dolor durante el uso.
- Este aparato es un dispositivo de cuidado personal y no se ha diseñado para que lo compartan varios usuarios.
- Consulte a su dentista o higienista dental antes de utilizar este producto si le han practicado cirugía bucal o de las encías en los 2 últimos meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SOBRE BATERÍAS

- Este aparato contiene baterías no reemplazables que solo personas cualificadas pueden extraer.
- Utiliza este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.
- Utilice únicamente accesorios y consumibles originales de Philips.
- Mantén el producto y las baterías alejados del fuego y no los expongas a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloques aparatos ni pilas en hornos microondas ni sobre placas de inducción.
- No abras, modifiques, perfores, dañes ni desmontes el producto ni las baterías para evitar que se sobrecalienten o emitan sustancias tóxicas o peligrosas. No generes un cortocircuito, sobrecargues ni cargues de forma inversa las baterías.
- Las baterías que contiene este aparato no se pueden sustituir. Al finalizar la vida útil de la batería, se debe desechar el producto correctamente (consulte la sección sobre Reciclaje).
- Cargue y utilice el producto a una temperatura de entre 3 °C y 40 °C.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuaga la zona con agua de forma inmediata y consulta con tu médico.
- Al manipular las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secos.

- Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduzca las baterías en una bolsa de plástico antes de desecharlas.
- Consumo de energía en:
 - Modo de apagado (sin accesorios) <0,1 W
 - Modo de energía baja <0,3 W
 - Carga: carga de USB (5 V CC, 1 A)

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Condiciones de almacenamiento y transporte


Temperatura (almacenamiento y transporte): entre -20 °C y 60 °C.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Es posible que aparezcan los siguientes símbolos en el producto:



Este símbolo significa que es necesario leer las instrucciones de uso antes de empezar a utilizar el aparato.



Este símbolo significa que es necesario utilizar la fuente de alimentación indicada.
Pieza de la fuente de alimentación desmontable: "xxxxxx" indica el número de modelo de los cargadores aprobados para el uso.

Introducción

Bienvenido a Philips. Enhorabuena por la adquisición de tu nuevo irrigador Sonicare Compact Flosser. Para sacar el

mayor partido al soporte que Philips le ofrece, registre el producto en **philips.com/welcome**.

Uso indicado

El Philips Sonicare Compact Flosser es un irrigador bucal destinado a eliminar la placa y los restos de comida entre los dientes y sobre la superficie dental con el fin de reducir la caries dental y mejorar y mantener la salud de las encías. Este producto está destinado al uso doméstico y el consumidor normalmente lo debe utilizar al menos una vez al día.

Tu Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Botón de liberación de la boquilla
- 2 Botón de encendido/apagado
- 3 Botón de modo
- 4 Piloto indicador de modo
- 5 Luz del indicador de la pila
- 6 Depósito
- 7 Puerto de llenado/almacenamiento de boquillas
- 8 Puerto de carga


Accesorios

- 9 Boquilla Comfort
- 10 Boquilla Standard
- 11 USB-A a la clavija pequeña (adaptador de pared no incluido)


Nota: Los accesorios incluidos pueden variar según el modelo adquirido.

Antes de empezar


Configuración del irrigador Compact Flosser



- 1 Tira suavemente de la tapa del puerto de llenado.




- 2 Saca la boquilla del compartimento de almacenamiento.




- 3 Inserta la boquilla en el dispositivo.

Nota: Asegúrese de que la boquilla esté completamente insertada y enjuáguela con la parte superior del dispositivo.



- 4 Asegúrate de que la cubierta del puerto de llenado esté abierta y tira hacia abajo del depósito.

Nota: cuando la cubierta del puerto de llenado está abierta, es más fácil tirar hacia abajo del depósito.




- 5 Tira hacia abajo del depósito hasta que el tapón del dispositivo esté encima del tapón del interior del depósito.


Llenado del depósito

Advertencia: quite el cargador del irrigador Compact Flosser antes de llenar el depósito y utilizar el dispositivo.

- 1 Abre el puerto de llenado y llena el depósito con agua tibia.

O bien







También se puede verter agua directamente en el depósito. Extrae suavemente el depósito del irrigador Compact Flosser y llénalo con agua hasta la línea de llenado máxima. Vuelve a colocar el depósito y asegúrate de que el tapón del dispositivo y del depósito estén bien colocados.

2 Cierra suavemente el puerto de llenado.

Nota: cuando llenes el depósito, no superes la línea de llenado máximo (200 ml).



Modos



El irrigador Compact Flosser dispone de tres modos distintos. Pulsa el botón de modo para alternar entre los distintos modos.

Los modos tienen intensidades distintas. Ordenadas de baja a alta:

Sensitive (suave)

Este modo, con indicador de pasos, proporciona una presión suave del agua. El indicador de pasos señala cuándo debes pasar a la siguiente sección de la boca tras una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Pulse

Este modo alterna pulsos fuertes y suaves y se ha diseñado para masajear y estimular las encías. El indicador de pasos señala cuándo debes pasar a la siguiente sección de la boca tras una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Clean


Este modo, con indicador de pasos, proporciona presión de agua constante para una gran limpieza. El indicador de pasos señala cuándo debes pasar a la siguiente sección de la boca tras una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Nota: Para el primer uso, inicia el dispositivo en el modo Sensitive para utilizarlo con la intensidad más baja. Se recomienda aumentar la intensidad que utiliza en el

transcurso de unas semanas. Esto puede dar mejores beneficios de limpieza, ya que podrás tolerar intensidades más altas.

Nota: este irrigador Compact Flosser viene con el indicador de pasos activado. Para activar o desactivar el indicador de pasos con el irrigador Compact Flosser apagado, mantén pulsado el botón de selección de modo durante 3 segundos. Al desactivarlo, el indicador de batería parpadeará en color ámbar una vez. Al activarlo, el indicador de batería parpadeará en color verde dos veces.


Uso del irrigador Compact Flosser



- 1 Antes de encender el dispositivo, apunte con la punta de la boquilla al lavabo. Deje que el agua se pulverice en el lavabo. Apague el dispositivo una vez que empiece a dispensar agua.




- 2 Coloque la punta de la boquilla en la boca. Inclínese sobre el lavabo y cierre parcialmente los labios sobre la punta de la boquilla para evitar salpicaduras. Deje suficiente espacio para permitir que el agua fluya desde la boca hacia el lavabo.



- 3 Coloque la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías en un ángulo de 90°.




- 4 Pulsa el botón de encendido/apagado del mango para encender el irrigador Compact Flosser y comenzar a irrigar.




- a Comenzando desde los dientes posteriores de la mandíbula superior o inferior, deslice la punta de la boquilla a lo largo de la línea de las encías y haga una breve pausa entre cada diente.

Nota: Gira la boquilla según lo desees para colocarla más fácilmente a lo largo de la línea de las encías.



- b Presta atención a las señales al indicador de pasos para limpiar tanto el exterior (15 segundos) como el interior (15 segundos) de los dientes durante un total de 30 segundos por cada arco de la boca.

Nota: Recuerde limpiar el interior de los dientes.




- c Presta atención a las señales del indicador de pasos y repite en el otro arco de la boca durante otros 15 segundos por el interior y 15 segundos por el exterior hasta que todos los espacios alrededor de los dientes y entre ellos se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.


Nota: puedes detener el flujo de agua durante el uso pulsando el botón de encendido/apagado del irrigador Compact Flosser.

Nota: Si decide rellenar el depósito durante el uso, apague el dispositivo mientras lo rellena y, a continuación, vuelva al lugar donde lo paró hasta que todos los espacios alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.


Después de cada uso




- 1 Extrae la boquilla tirando de la misma y manteniendo pulsado el botón de liberación de la boquilla al mismo tiempo.




- 2 Enjuague la punta con agua tibia.



- 3 Abre suavemente el puerto de llenado de la parte superior del irrigador Compact Flosser.



- 4 Vacía el irrigador vertiendo el exceso de agua. Seca la boquilla, el exterior del mango y el depósito.



- 5 Vuelva a insertar la boquilla en el mango.

Nota: Para facilitar el secado, mantén abierto el puerto de llenado o deja el irrigador Compact Flosser desmontado entre usos (el depósito se puede quitar completamente).

Nota: no dejes el irrigador Compact Flosser sin montar más tiempo del necesario.

Carga y estado de la batería


El irrigador Sonicare Compact Flosser se ha diseñado para proporcionar al menos 24 sesiones de irrigación, cada una de ellas de 1 minuto de duración, con una batería completamente cargada. El dispositivo se apagará después de 2 minutos de uso.

Nota: La batería puede tardar hasta 4 horas en cargarse totalmente antes del primer uso, pero el irrigador Compact Flosser se puede utilizar antes de que se haya cargado por completo.

Carga




- 1 Tira suavemente de la tapa del puerto de carga del lateral del irrigador Compact Flosser para exponer el puerto de carga.



- 2 Conecta el USB-A al cable de carga de clavija pequeña de un adaptador USB de pared de 5 V.

Nota: El adaptador de pared no viene incluido en todos los modelos. Utiliza solo un adaptador de 5 V (tipo A).



- 3 Enchufa el USB-A al cable de carga de clavija pequeña en el puerto de carga.

Nota: asegúrate de que el mango esté completamente seco antes de conectar el cable USB-A al cable de carga de clavija pequeña.



- 4 Durante la carga, el indicador de la batería parpadea en rojo.
- 5 Cierra la tapa del puerto de carga del irrigador Compact Flosser cuando no se esté cargando de forma activa.

Estado de la batería

Estado de la batería

El indicador de batería muestra el estado de la batería cuando has acabado la sesión de irrigación o cuando pones en pausa el irrigador Compact Flosser.

Cuando el irrigador Compact Flosser se está cargando

Estado de la batería	Nivel de batería
Totalmente cargado	Verde fijo
Carga	Verde intermitente

Nota: El indicador de la batería parpadeará hasta que esté completamente cargada. Cuando esté completamente cargada mientras está enchufada, el piloto se iluminará en verde de forma continua durante 30 segundos y, a continuación, se apagará.

Cuando el irrigador Compact Flosser no se está cargando

Estado de la batería	Nivel de batería
Totalmente cargado	Verde fijo
Medio	Verde intermitente
Baja	Ámbar intermitente
Vacío	Ámbar intermitente durante 5 segundos y el irrigador Compact Flosser se apaga automáticamente.


Nota: el irrigador Compact Flosser está diseñado para que cuando aparezca el indicador de batería baja permita al menos 3 sesiones más de uso de irrigación, cada una de ellas de 1 minuto de duración.

Limpieza


El irrigador Compact Flosser debe limpiarse una vez a la semana. Limpia el dispositivo y los accesorios de la forma siguiente. Los accesorios pueden variar según el modelo.

Nota: no utilice ni limpie el dispositivo con soluciones de limpieza con alto contenido de alcohol.


Advertencia: no limpie el irrigador Compact Flosser mientras el USB-A esté conectado al cable de carga de clavija pequeña. Desenchufe el dispositivo y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiarlo.




- 1 Extrae la boquilla tirando de la misma y manteniendo pulsado el botón de liberación de la boquilla al mismo tiempo.




- 2 Enjuague la punta con agua tibia.



- 3 Abre suavemente el puerto de llenado de la parte superior del irrigador Compact Flosser.




- 4 Vierte el agua residual en el fregadero.




- 5 Extrae suavemente el depósito del irrigador Compact Flosser de él. El depósito se puede lavar a mano con agua caliente y jabón suave. Cuando sea necesario, puede limpiar el mango pasándole un paño suave y jabón suave.

Almacenamiento


El irrigador Compact Flosser está diseñado de forma que puedas guardar una boquilla en el mango. Para utilizar esta funcionalidad:




- 1 Extrae la boquilla tirando de la misma y manteniendo pulsado el botón de liberación de la boquilla al mismo tiempo.



- 2 Abre suavemente el puerto de llenado de la parte superior del irrigador Compact Flosser.




- 3 Introduce la boquilla en el puerto de llenado.



- 4 Pliega el irrigador Compact Flosser empujando el depósito hacia arriba.

Nota: cuando la cubierta del puerto de llenado está abierta, es más fácil plegar el depósito.



- 5 Cierra suavemente el puerto de llenado.

Sustitución

Sustituya las boquillas cada 6 meses o, cuando estén dañadas, inmediatamente. Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **philips.com** o acuda al distribuidor local de Philips Sonicare.

Nota: El irrigador Compact Flosser solo es compatible con las boquillas del irrigador Philips Sonicare Compact Flosser. No es compatible con otras boquillas Philips Sonicare, como las del irrigador Power Flosser.

Resolución de problemas

Pregunta	Respuesta
¿Puedo usar enjuague bucal o aceites esenciales en el depósito?	No se recomienda el uso de aceites esenciales en el depósito. El enjuague bucal se puede mezclar con agua para utilizarlo en el depósito. Después de usar enjuague bucal, enjuague el dispositivo para evitar que se obstruya; para ello, llene parcialmente el depósito con agua tibia y ponga el producto en funcionamiento con la punta apuntando al fregadero hasta que el depósito esté vacío.
¿Encajarán otras boquillas en mi Philips Sonicare Compact Flosser?	Utiliza únicamente boquillas Philips N1 y N2 para este dispositivo. Otras boquillas Philips o de otras marcas no son compatibles con este producto.

Pregunta	Respuesta
¿Con qué frecuencia debo sustituir la boquilla?	Le aconsejamos que sustituya la boquilla después de 6 meses de uso. Puedes encontrar más información sobre la compra de piezas de repuesto en philips.com
Tengo dificultades para desplegar el depósito.	Abre el puerto de llenado y retira la boquilla antes de intentar desplegar el depósito. Esto debería permitir desplegar el depósito con facilidad.

Garantía y asistencia

La garantía de Philips cubre los productos por un periodo de 2 años después de la fecha de compra. Philips se hará cargo de la reparación o sustitución de los defectos debidos a materiales defectuosos o de fabricación, siempre y cuando se presente una prueba convincente de compra en el plazo estipulado. Philips recomienda el uso de boquillas Sonicare originales para obtener un rendimiento óptimo. El uso de otras boquillas puede dañar el irrigador Compact Flosser y limitar la protección de la garantía. Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en 1-800-682-7664 o visite **www.philips.com/sonicare-warranty** (Norteamérica), fuera de Norteamérica póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips en su país. Para obtener información sobre productos e instrucciones para el usuario en línea, visite: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Norteamérica) o **www.philips.com/support** (fuera de Norteamérica).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía:

- Boquillas
- Daños causados por piezas de repuesto o boquillas no autorizadas.
- Daños causados por el uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.

- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE APLICAN LÍMITES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EN NINGÚN CASO PHILIPS O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, ACCIDENTALES O DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA BASE LEGAL. ESTOS DAÑOS INCLUYEN, SIN LÍMITE, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS; LUCRO CESANTE; PÉRDIDA DE USO; RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTALES; Y COSTE DE EQUIPO O SERVICIOS SUSTITUTIVOS. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE ADMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O DERIVADOS.

Reciclaje



- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.
 - Siga la normativa de su país sobre recolección selectiva de productos eléctricos y baterías.
 - Puede encontrar información sobre las sustancias REACH que contienen los productos Philips en www.philips.com/REACH
- Peso con pila incluida.

Cómo extraer la batería recargable


La batería recargable incorporada debe ser retirada por un profesional cualificado cuando se desecha el producto. Puede consultar las instrucciones de

eliminación de baterías recargables incorporadas en **www.philips.com/support**.


- Este aparato contiene una batería de iones de litio recargable. **DEBE RECICLARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE.**

Para extraer la batería recargable se necesita un destornillador y un cortador de cable. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación.


- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, deja el irrigador Compact Flosser en funcionamiento hasta que se pare.




- 2 Quita el depósito tirando de él.




- 3 Quita las dos tapas de los tornillos.




- 4 Quita los tornillos.



- 5 Tira de los componentes internos para sacarlos de la carcasa.



- 6 Extrae la tapa de la batería.



- 7 Tira de la batería desde la base. Corta los cables para extraer la batería.

Precaución: Tenga cuidado con los bordes afilados de las pestañas de la batería para evitar lesiones en los dedos.

- 8 Cubra los contactos de la batería con cinta aislante para evitar cualquier cortocircuito eléctrico provocado por la carga residual de la batería.

- 9 La batería recargable ya se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.



Nota: Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Lisez attentivement ces renseignements avant d'utiliser le produit, sa batterie et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENTS

- Gardez le câble de charge à l'écart de l'eau.
- Après avoir nettoyé l'appareil, assurez-vous que le câble de charge est complètement sec avant de le brancher sur la prise secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec le produit.
- Ne nettoyez aucune pièce du produit au lave-vaisselle sauf instructions contraires dans la section « Nettoyage ».
- Ne chargez pas le produit en extérieur ou à proximité de surfaces chauffantes.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le Service Consommateurs de votre pays. Si le câble USB ou le bloc d'alimentation USB est endommagé, cessez de l'utiliser.
- Utilisez exclusivement des accessoires ou des consommables de la marque Philips. Utilisez uniquement le câble USB et le bloc d'alimentation USB d'origine (s'ils sont fournis).
- Pour éviter les blessures physiques, ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude. Ne mettez pas d'objets étrangers dans le réservoir.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour le brossage des dents et des gencives.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer les yeux, les oreilles ou le nez.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 4 500 mètres.
- De l'eau peut s'accumuler sur le plan de travail ou le sol et présenter un risque de glissade si l'appareil n'est pas utilisé au-dessus du lavabo.
- Nettoyez régulièrement le produit (surtout à l'intérieur du réservoir).

- Chargez votre appareil uniquement avec des adaptateurs Philips WAA1001, WAA2001 homologués UL ou équivalents de 100 - 240 V~ / 50/60 Hz / 3,5 W en entrée et 5 Vcc / 2,5 W en sortie. Pour consulter la liste des adaptateurs, rendez-vous sur www.philips.com/support.

MISES EN GARDE D'ORDRE MÉDICAL

- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif avant d'utiliser cet appareil.
- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre dentiste/médecin en cas de saignement excessif ou prolongé après utilisation, ou si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation.
- Cet appareil de soins est personnel et n'est pas destiné à être partagé par plusieurs utilisateurs.
- Consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des gencives, au cours des deux derniers mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR LA BATTERIE

- Cet appareil contient une batterie non remplaçable qui ne peut être retirée que par du personnel qualifié.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Lisez attentivement ces renseignements avant d'utiliser le produit, sa batterie et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon le produit.
- N'utilisez que des accessoires et des consommables Philips d'origine.
- Tenez le produit et la batterie à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas le produit et sa batterie dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, n'endommagez pas ou ne démontez pas le produit ou la batterie pour éviter que cette dernière ne chauffe ou ne dégage des substances toxiques ou dangereuses. Ne court-circuitez pas la batterie, ne la chargez pas trop et n'inversez pas la charge.
- Cet appareil contient une batterie non remplaçable. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière adéquate (voir la section sur le recyclage).

- Chargez et utilisez le produit à une température comprise entre 3 °C et 40 °C.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.
- Lorsque vous manipulez une batterie, veillez à bien sécher vos mains, le produit et la batterie.
- Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les emballez pas dans du papier d'aluminium. Collez les bornes des piles avec du ruban adhésif ou mettez les piles dans un sac en plastique avant de les jeter.
- Consommation électrique en :
 - Mode Arrêt (aucun accessoire) < 0,1 W
 - Mode faible consommation < 0,3 W
 - Charge : Charge USB (5 V CC, 1 A)

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Conditions de stockage et de transport :


Température (transport et stockage) : entre -20 °C et +60 °C.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit :

Ce symbole signifie que vous devez lire le mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.





Ce symbole signifie que vous devez utiliser l'alimentation électrique indiquée.

Bloc d'alimentation amovible : le « xxxxxx » indique la référence des chargeurs agréés à utiliser.

Introduction

Bienvenue chez Philips ! Vous venez de vous procurer le nouveau Sonicare Compact Flosser. Nous vous en félicitons ! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **philips.com/welcome**.

Usage prévu

Le Philips Sonicare Compact Flosser est un appareil d'hygiène bucco-dentaire destiné à éliminer la plaque dentaire et les résidus alimentaires logés sur et entre les dents, afin de prévenir les caries et d'améliorer et entretenir la santé des gencives. Ce produit est destiné à une utilisation domestique, en général au moins une fois par jour.

Votre Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Bouton de déverrouillage de la canule
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Bouton de mode
- 4 Voyant lumineux de mode
- 5 Indicateur de batterie
- 6 Réservoir
- 7 Orifice de remplissage/Rangement de la canule
- 8 Port de charge


Accessoires

- 9 Canule Comfort
- 10 Canule Standard
- 11 Câble USB-A vers petite fiche (adaptateur mural non inclus)


Remarque : les accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

Préparation


Configuration de votre Compact Flosser



- 1 Tirez doucement sur le couvercle de l'orifice de remplissage.




- 2 Retirez la canule du compartiment de rangement.




- 3 Insérez votre canule dans l'appareil.

Remarque : Assurez-vous que la canule est entièrement insérée et affleure le haut de l'appareil.



- 4 Assurez-vous que le couvercle de l'orifice de remplissage est ouvert et tirez le réservoir vers le bas.


Remarque : Il est plus facile de tirer le réservoir vers le bas lorsque le couvercle de l'orifice de remplissage est ouvert.



- 5 Abaissez le réservoir jusqu'à ce que la butée de l'appareil soit située au-dessus de celle située à l'intérieur du réservoir.


Remplissage du réservoir

Avertissement : Retirez le chargeur du Compact Flosser avant de remplir le réservoir et d'utiliser l'appareil.



- 1 Ouvrez l'orifice de remplissage et remplissez le réservoir d'eau tiède.


Ou




Vous pouvez également remplir le réservoir directement. Retirez doucement le réservoir du Compact Flosser et remplissez-le d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal. Remettez le réservoir en place et assurez-vous que la butée de l'appareil et celle du réservoir sont correctement positionnées.

- 2 Fermez doucement l'orifice de remplissage.

Remarque : Lors du remplissage du réservoir, ne dépassez pas la ligne de remplissage maximal (200 ml).



Modes



Votre Compact Flosser propose trois modes d'utilisation différents. Appuyez sur le bouton de mode pour changer de mode.

Les modes présentent des intensités différentes, répertoriées de la plus faible à la plus intense.:

Sensitive

Ce mode, avec minuteur, envoie un jet d'eau à pression modérée. Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Pulse

Ce mode, qui alterne jets forts et faibles, est conçu pour masser et stimuler les gencives. Le minuteur indique

quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Clean

Ce mode, avec minuteur, envoie un jet d'eau à pression constante pour un nettoyage optimal. Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Remarque : Pour la première utilisation, démarrez l'appareil en mode *Sensitive* pour obtenir l'intensité la plus faible. Il est conseillé d'augmenter progressivement l'intensité au fil des premières semaines. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous tolérez des intensités plus élevées.

Remarque : Ce Compact Flosser est livré avec le minuteur activé. Pour activer ou désactiver le minuteur avec le Compact Flosser éteint, appuyez sur le bouton de sélection de mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le minuteur est désactivé, l'indicateur de batterie clignote en orange une fois. Lorsque le minuteur est activé, l'indicateur de batterie clignote en vert deux fois.

Utilisation de votre Compact Flosser




- 1 Avant d'allumer l'appareil, dirigez l'embout de la canule vers le lavabo. Laissez l'eau s'écouler dans le lavabo. Éteignez l'appareil une fois que toute l'eau s'est écoulée.



- 2 Placez l'embout de la canule dans votre bouche. Penchez-vous au-dessus du lavabo et fermez légèrement les lèvres sur l'embout de la canule pour éviter les éclaboussures. Entrouvrez suffisamment la bouche pour que l'eau puisse s'écouler dans le lavabo.


- 3 Positionnez l'embout de la canule juste au-dessus du sillon gingival à un angle de 90°.



- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le manche pour allumer le Compact Flosser et commencer l'hydropulsion.



- a En partant des dents du fond de la mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser l'embout de la canule le long du sillon gingival et faites une courte pause entre chaque dent.




Remarque : Faites pivoter la canule comme souhaité pour un positionnement plus facile le long du sillon gingival.

- b Respectez le minuteur pour nettoyer l'extérieur (15 secondes) et l'intérieur (15 secondes) de vos dents, soit un total de 30 secondes par arcade dentaire.



Remarque : N'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.




- c Respectez le minuteur et répétez l'opération pour l'autre arcade dentaire pendant 30 secondes (15 secondes à l'intérieur, 15 secondes à l'extérieur), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant une durée totale d'au moins une minute.

Remarque : Vous pouvez arrêter le débit d'eau pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton marche/arrêt du Compact Flosser.


Remarque : Si vous choisissez de remplir le réservoir pendant l'utilisation, éteignez l'appareil pendant le remplissage, puis reprenez là où vous vous étiez

arrêté(e), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant une durée totale d'au moins une minute.


Après chaque utilisation




- 1 Pour ôter la canule, retirez-la tout en maintenant le bouton de déverrouillage de la canule.




- 2 Rincez-la à l'eau chaude.



- 3 Ouvrez doucement l'orifice de remplissage dans la partie supérieure du Compact Flosser.



- 4 Éliminez l'excès d'eau. Essuyez la canule, l'extérieur du manche et le réservoir.



- 5 Remplacez la canule dans le manche.

Remarque : Pour faciliter le séchage, gardez l'orifice de remplissage ouvert ou laissez le Compact Flosser démonté entre deux utilisations (le réservoir peut être complètement retiré).

Remarque : Ne laissez pas le Compact Flosser démonté plus longtemps que nécessaire.

Charge et niveau de la batterie


Votre Sonicare Compact Flosser est conçu pour assurer au moins 24 séances d'hydropulsion, d'une minute chacune avec une batterie entièrement chargée. L'appareil s'éteint après 2 minutes d'utilisation.

Remarque : Une charge complète peut prendre jusqu'à 4 heures avant la première utilisation, mais vous pouvez utiliser le Compact Flosser avant qu'il soit complètement chargé.

Charge




- 1 Tirez délicatement le couvercle du port de charge situé sur le côté du Compact Flosser pour faire apparaître le port de charge.



- 2 Branchez le câble de charge USB-A vers petite fiche sur un adaptateur mural USB 5 V.

Remarque : L'adaptateur mural n'est pas fourni avec tous les modèles. Utilisez uniquement un adaptateur 5 V (type A).



- 3 Branchez le câble de charge USB-A vers petite fiche dans le port de charge.

Remarque : Assurez-vous que le manche est complètement sec avant de brancher le câble de charge USB-A vers petite fiche.



- 4 Le voyant de la batterie clignote pendant la charge.
- 5 Fermez le couvercle du port de charge situé sur le Compact Flosser lorsque ce dernier n'est pas en charge.

État de la batterie

État de la batterie

L'indicateur de batterie affiche l'état de la batterie après la séance d'hydropulsion ou lorsque vous mettez le Compact Flosser en pause.

Lorsque le Compact Flosser est en charge

État de la batterie	Indicateur de batterie
Pleine	Vert fixe
En charge	Vert clignotant

Remarque : L'indicateur clignote jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée. Lorsque l'appareil est branché et la batterie complètement chargée, le voyant devient vert fixe pendant 30 secondes, puis s'éteint.

Lorsque le Compact Flosser n'est pas en charge

État de la batterie	Indicateur de batterie
Pleine	Vert fixe
Moyenne	Vert clignotant
Faible	Orange clignotant
Vide	Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes et le Compact Flosser s'éteint automatiquement.


Remarque : Lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît, le Compact Flosser peut assurer au moins 3 sessions d'hydropulsion d'une minute chacune.

Nettoyage


Le Compact Flosser doit être nettoyé une fois par semaine. Nettoyez l'appareil et les accessoires comme indiqué ci-dessous. Les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Remarque : Ne faites pas fonctionner et ne nettoyez pas l'appareil avec des solutions de nettoyage à haute teneur en alcool.


Avertissement : Ne nettoyez pas le Compact Flosser alors que le câble de charge USB-A vers petite fiche est branché. Débranchez l'appareil et fermez le couvercle du port de charge avant le nettoyage.




- 1 Pour ôter la canule, retirez-la tout en maintenant le bouton de déverrouillage de la canule.




- 2 Rincez-la à l'eau chaude.



- 3 Ouvrez doucement l'orifice de remplissage dans la partie supérieure du Compact Flosser.



- 4 Videz l'excès d'eau dans l'évier.




- 5 Retirez doucement le réservoir du Compact Flosser. Le réservoir peut être nettoyé à la main avec de l'eau chaude et du savon doux. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le manche avec un chiffon et du savon doux.


Rangement

Votre Compact Flosser a été conçu de manière à pouvoir ranger une canule dans le manche. Pour utiliser cette fonctionnalité :


- 1 Pour ôter la canule, retirez-la tout en maintenant le bouton de déverrouillage de la canule.




- 2 Ouvrez doucement l'orifice de remplissage dans la partie supérieure du Compact Flosser.



- 3 Insérez la canule dans l'orifice de remplissage.




- 4 Fermez le Compact Flosser en faisant remonter le réservoir.



Remarque : Il est plus facile de remonter le réservoir lorsque le couvercle de l'orifice de remplissage est ouvert.

- 5 Fermez doucement l'orifice de remplissage.



Remplacement

Remplacez les canules tous les 6 mois ou dès qu'elles sont endommagées. Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **philips.com** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips Sonicare local.

Remarque : Le Compact Flosser est uniquement compatible avec les canules Philips Sonicare Compact Flosser. Il n'est pas compatible avec d'autres canules Philips Sonicare telles que celles prévues pour le Power Flosser.

Dépannage

Question	Réponse
Puis-je utiliser du bain de bouche ou des huiles essentielles dans mon réservoir ?	L'utilisation d'huiles essentielles dans le réservoir est déconseillée. Vous pouvez mélanger le bain de bouche avec de l'eau et l'utiliser dans le réservoir. Après l'utilisation de bain de bouche, rincez l'appareil afin d'éviter tout risque d'obstruction. Remplissez partiellement le réservoir d'eau chaude et faites fonctionner le produit, pointe de la canule orientée vers le lavabo, jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
D'autres canules sont-elles compatibles avec mon hydropulseur dentaire Philips Sonicare ?	N'utilisez que les canules Philips N1 et N2 pour cet appareil. Les autres canules Philips ou celles d'une autre marque ne sont pas compatibles avec ce produit.
À quelle fréquence dois-je remplacer ma canule ?	Nous vous conseillons de remplacer votre canule après 6 mois d'utilisation. Vous trouverez plus d'informations sur l'achat de pièces de rechange sur le site philips.com .
J'éprouve des difficultés à étendre le réservoir	Ouvrez l'orifice de remplissage et retirez la canule avant d'essayer d'étendre le réservoir. Le réservoir devrait ainsi se déployer facilement.

Garantie et assistance

Philips garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. À sa discrétion, Philips réparera tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre ou remplacera tout appareil défectueux si une preuve d'achat peut être présentée durant la période de garantie. Pour des performances optimales, Philips recommande d'utiliser exclusivement des canules Sonicare. L'utilisation d'autres canules peut endommager votre Compact Flosser et limiter votre protection sous garantie. Si vous êtes en Amérique du Nord, appelez le centre de service à la clientèle au 1-800-682-7664 ou consultez le site **www.philips.com/sonicare-warranty**. Sinon, contactez le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Pour obtenir des informations sur le produit et des instructions d'utilisation en ligne, consultez le site : **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Amérique du Nord) ou **www.philips.com/support** (hors Amérique du Nord).

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Canules
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou de canules non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, une négligence, des modifications ou une réparation non autorisée.
- L'usure normale, y compris les ébréchures, les rayures, les abrasions, la décoloration ou l'affadissement des couleurs.

GARANTIES IMPLICITES

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES LIÉS À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES RESTRICTIONS DE DURÉE RELATIVES AUX GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

RESTRICTION DES RECOURS

NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, D'UNE FAUTE DÉLICTUELLE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, UNE PERTE D'ÉCONOMIE OU DE REVENU ; UNE PERTE DE PROFIT ; UNE INTERRUPTION D'UTILISATION ; LES REVENDICATIONS DE TIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DENTISTES ET HYGIÉNISTES DENTAIRE ; AINSI QUE LE COÛT D'ÉQUIPEMENTS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT. CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

Recyclage



- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.
- Les informations sur les substances REACH présentes dans les produits Philips sont disponibles à l'adresse www.philips.com/REACH



Retrait de la pile rechargeable

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut du produit. Les instructions de retrait de la batterie rechargeable

intégrée sont disponibles à l'adresse


www.philips.com/support.

- Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable. DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉE CORRECTEMENT.

Pour retirer la batterie rechargeable, vous avez besoin d'un tournevis et d'une pince coupante. Respectez les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Pour décharger la batterie rechargeable, laissez le Compact Flosser fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête.


- 2 Retirez le réservoir.




- 3 Retirez les deux bouchons de vis.




- 4 Retirez les vis.




- 5 Retirez les composants internes du corps de l'appareil.





6 Retirez le couvercle de la batterie.



7 Retirez la batterie de son logement. Coupez les fils pour retirer la batterie.

Attention : prenez garde de ne pas vous blesser les doigts avec les bords tranchants des languettes de la batterie.

8 Couvrez les contacts de la batterie avec du ruban adhésif pour éviter tout court-circuit électrique par la charge résiduelle de la batterie.

9 La batterie rechargeable peut maintenant être recyclée et le reste du produit peut être mis au rebut.

Remarque : lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un endroit prévu à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe uređaja, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove informacije te ih pohranite za buduću uporabu. Zlouporaba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih ozljeda.

UPOZORENJA

- Kabel punjača držite dalje od vode.
- Nakon čišćenja, provjerite je li kabel za punjenje potpuno suh prije nego što ga upokčate u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala proizvodom.
- Nemojte prati niti jedan dio proizvoda u perilici posuđa osim ako nije drugačije navedeno u odjeljku Čišćenje.
- Nemojte puniti proizvod na otvorenom ili blizu zagrijanih površina.
- Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Ako je uređaj oštećen, prestanite ga upotrebljavati i obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi. Ako su USB kabel ili USB uređaj za napajanje oštećeni, prestanite ih upotrebljavati.
- Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Ako su isporučeni, upotrebljavajte samo originalni USB kabel i USB uređaj za napajanje.
- Da biste izbjegli ozljedu, nemojte puniti spremnik toplom vodom. Ne stavljajte strana tijela u spremnik.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo čišćenju zuba i desni.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za čišćenje očiju, ušiju ili nosa.
- Uporabljiiv do maksimalne visine od 4500 metara.
- Ako se uređaj ne upotrebljava iznad sudopera, voda se može nakupiti na polici ili podu i predstavljati opasnost od klizanja.
- Redovito čistite proizvod (osobito unutar spremnika).
- Puniti samo pomoću adaptera Philips WAA1001, WAA2001, UL ili drugih ekvivalentnih adaptera koji su odobreni za siguran rad, a nazivna ulazna i izlazna snaga im je sljedeća: ulazna snaga (100 – 240 V ~; 50/60 Hz; 3,5 W) izlazna snaga (5 V istosmjerne struje; 2,5 W). Popis adaptera potražite na web-mjestu www.philips.com/support.

UPOZORENJA MEDICINSKE NARAVI

- Ako imate elektrostimulator ili drugi implantabilni uređaj, prije uporabe obratite se svojem liječniku ili proizvođaču implantabilnog uređaja.
- Prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se sa svojim stomatologom/liječnikom ako nakon uporabe dođe do prekomjernog ili produljenog krvarenja te ako osjetite nelagodu ili bol tijekom uporabe.
- Ovaj uređaj je uređaj za osobnu njegu i nije namijenjen dijeljenju između više korisnika.
- Ako ste imali operaciju zubi ili desni u protekla 2 mjeseca, savjetujte se sa stomatološkim djelatnikom prije uporabe četkice za zube.

SIGURNOSNE UPUTE ZA BATERIJE

- Ovaj uređaj sadržava baterije koje nisu zamjenjive i smiju ih uklanjati samo obučene osobe.
- Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe uređaja, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove informacije te ih pohranite za buduću uporabu. Zloupotreba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih ozljeda. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.
- Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Ako se proizvod neuobičajeno zagrijava ili neuobičajeno miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se tvrtki Philips.
- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ili na induksijske štednjake.
- Nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati proizvod ili bateriju kako se baterije ne bi zagrijale ili otpustile otrovne ili opasne tvari. Baterije nemojte kratko spajati, prepuniti niti prazniti.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamjenjive. Kada je baterija pri kraju vijeka trajanja, uređaj treba pravilno zbrinuti. Pogledajte odjeljak Recikliranje.
- Proizvod puniti i upotrebljavajte na temperaturi od 3 °C do 40 °C (37 °F i 104 °F).
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.
- Vodite računa da vam tijekom rukovanja baterijama ruke, proizvod i baterije budu suhi.

- Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajni kratki spoj baterija, nemojte dopustiti da kontakti baterija dođu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčići, ukosnice, prstenje). Baterije nemojte zamatati u aluminijsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vrećicu.
- Potrošnja energije:
 - isključen uređaj (bez dodataka) < 0,1 W
 - Način rada niske potrošnje energije < 0,3 W
 - Punjenje: Punjenje putem USB priključka (5 V izmjenične struje, 1 A)

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima povezanim s izloženosti elektromagnetskim poljima.

Uvjeti pohrane i transporta


Temperatura (transport i pohrana): od -20 °C do 60 °C (-4 °F i 140 °F).

POHRANITE OVE UPUTE

Na proizvodu se mogu pojaviti sljedeći simboli:



Ovaj simbol znači da prije upotrebe uređaja morate pročitati upute za upotrebu.



Ovaj simbol znači da morate upotrijebiti naznačeno napajanje.

Odvojiv dio jedinice za napajanje: „xxxxxx” označava broj modela punjača odobrenih za uporabu.

Uvod

Dobro došli u Philips! Čestitamo na kupnji uređaja Sonicare Compact Flosser. Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu **philips.com/welcome**.

Namjena

Uređaj Philips Sonicare Compact Flosser oralni je ispirać namijenjen uklanjanju naslaga i ostataka hrane između zubi i zubnih površina u svrhu smanjenja propadanja zuba te poboljšanja i održavanja zdravlja desni. Ovaj proizvod namijenjen je za kućnu uporabu korisnika, uobičajeno bar jednom dnevno.

Vaš Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Gumb za otpuštanje mlaznice
- 2 gumb za uključivanje/isključivanje
- 3 Gumb za način rada
- 4 Indikator načina rada
- 5 Svjetlo indikatora stanja baterije
- 6 Spremnik
- 7 Otvor za punjenje / spremište mlaznice
- 8 Priključak za punjenje


Dodaci

- 9 Mlaznica Comfort
- 10 Mlaznica Standard
- 11 USB-A na mali utikač (zidni adapter nije uključen)


Napomena: priloženi dodaci mogu se razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

Početak korištenja


Postavljanje uređaja Compact Flosser



- 1 Lagano povucite poklopac otvora za punjenje.




- 2 Izvucite mlaznicu iz pretinca za pohranu.




- 3 Umetnite mlaznicu u uređaj.

Napomena: Osigurajte da je mlaznica potpuno umetnuta i poravnata s vrhom uređaja.



- 4 Provjerite je li poklopac otvora za punjenje otvoren i povucite spremnik prema dolje.


Napomena: Spremnik je lakše povući prema dolje kada je poklopac otvora za punjenje otvoren.




- 5 Povucite spremnik prema dolje sve dok čep uređaja ne bude iznad čepa unutar spremnika.

Punjenje spremnika


Upozorenje: Prije punjenja spremnika i uporabe uređaja uklonite punjač iz uređaja Compact Flosser.



- 1 Otvorite otvor za punjenje i spremnik napunite mlakom vodom.
Ili




Voda se također može puniti izravno u spremnik. Lagano povucite spremnik iz uređaja Compact Flosser i napunite ga vodom do crte za maksimalno punjenje. Ponovno pričvrstite spremnik i provjerite jesu li čep uređaja i spremnik ispravno postavljeni na svoje mjesto.



2 Lagano zatvorite otvor za punjenje.

Napomena: Pri punjenju spremnika, nemojte prekoračiti oznaku za maksimalno punjenje (200 ml).

Načini rada



Compact Flosser ima tri različita načina rada. Za promjenu načina rada pritisnite gumb načina rada.

Načini rada različite su jačine. Navedeni su od niske prema visokoj:

Sensitive

Ovaj način rada, sa značajkom za određivanje ritma, pruža blagi pritisak vode. Kratkom stankom u mlazu vode svakih 15 sekundi značajka za određivanje ritma ukazuje na trenutak u kojem je potrebno pomaknuti se na sljedeći dio usne šupljine.

Pulsiranje

U ovom načinu rada izmjenjuju se snažni i slabi impulsi, a osmišljen je za masažu i stimulaciju desni. Kratkom stankom u mlazu vode svakih 15 sekundi značajka za određivanje ritma ukazuje na trenutak u kojem je potrebno pomaknuti se na sljedeći dio usne šupljine.

Clean


Ovim načinom rada, s pomoću značajke za određivanje ritma, osigurava se neprekidni tlak vode za odlične rezultate čišćenja. Kratkom stankom u mlazu vode svakih 15 sekundi značajka za određivanje ritma ukazuje na trenutak u kojem je potrebno pomaknuti se na sljedeći dio usne šupljine.

Napomena: Za prvu uporabu pokrenite uređaj u načinu rada Sensitive s najmanjom jačinom. Preporučuje se povećavati jačinu koju upotrebljavate tijekom nekoliko tjedana. Time možete povećati prednosti čišćenja jer ćete moći podnijeti veću jačinu.

Napomena: Ovaj uređaj Compact Flosser isporučuje se s aktiviranim značajkom za određivanje ritma. Za aktiviranje ili deaktiviranje značajke za određivanje ritma dok je uređaj Compact Flosser isključen, pritisnite gumb

za odabir načina rada i držite ga tri sekunde. Kad se deaktivira, indikator stanja baterije jednom će zatreperiti u žutoj boji. Kad se aktivira, indikator stanja baterije dva će puta zatreperiti u zelenoj boji.


Uporaba uređaja Compact Flosser



- 1 Prije uključivanja uređaja, usmjerite vrh mlaznice prema umivaoniku. Ostavite da se voda raspršuje u umivaoniku. Isključite uređaj nakon što iz njega iscuri voda.




- 2 Stavite vrh mlaznice u usta. Nagnite se nad umivaonik i djelomično zatvorite usne preko vrha mlaznice kako biste izbjegli prskanje. Ostavite dovoljno prostora kako bi voda iz vaših usta mogla teći u umivaonik.



- 3 Postavite vrh mlaznice neposredno iznad desni pod kutom od 90 °.




- 4 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na dršci kako biste uključili uređaj Compact Flosser i počeli čistiti zubnim koncem.




- a Krećući od zadnjih zubi u gornjoj ili donjoj čeljusti, pomičite vrh mlaznice uz liniju desni i nakratko zastanite između svakog zuba.

Napomena: Okrenite mlaznicu po želji radi lakšeg postavljanja uzduž linije desni.



- b Slijedite značajku za određivanje ritma kako biste očistili zube i izvana (15 sekundi) i iznutra (15 sekundi), ukupno 30 sekundi na jednoj čeljusti.

Napomena: Ne zaboravite očistiti unutarnju stranu zuba.





- c Slijedite značajku za određivanje ritma i ponovite postupak na drugoj čeljusti u trajanju od 15 sekundi iznutra i 15 sekundi izvana, sve dok sav prostor oko i između zubi niste čistili barem jednu minutu.


Napomena: Tijekom uporabe možete zaustaviti protok vode pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje na uređaju Compact Flosser.

Napomena: Ako tijekom uporabe odlučite napuniti spremnik, isključite uređaj tijekom punjenja spremnika, a zatim nastavite tamo gdje ste stali dok se svi prostori oko i između zuba ne budu čistili ukupno najmanje jednu minutu.

Nakon svake uporabe:



- 1 Uklonite mlaznicu istodobnim povlačenjem mlaznice i držanjem gumba za otpuštanje mlaznice.
- 2 Vrh mlaznice isperite pod mlazom tople vode.



- 3 Lagano otvorite otvor za punjenje na vrhu uređaja Compact Flosser.

- 4 Izlijte sav višak vode. Osušite mlaznicu, vanjsku stranu drške i spremnik.

- 5 Umetnite mlaznicu natrag u dršku.

Napomena: Kako biste olakšali sušenje, držite otvor za punjenje otvorenim ili ostavite uređaj Compact Flosser rastavljen između dvije uporabe (spremnik se može potpuno izvaditi).

Napomena: Nemojte ostavljati uređaj Compact Flosser rastavljen dulje nego što je potrebno.

Punjenje i stanje baterije


Sonicare Compact Flosser dizajniran je za pružanje najmanje 24 sesije provlačenja konca, a s potpuno napunjenom baterijom svaka sesija traje jednu minutu. uređaj će se isključiti nakon 2 minute upotrebe.

Napomena: Potpuno punjenje baterije prije prve uporabe može potrajati do četiri sata, ali uređaj Compact Flosser možete upotrebljavati i prije nego što se potpuno napuni.

Punjenje




- 1 Lagano povucite poklopac priključka za punjenje sa strane uređaja Compact Flosser kako biste otkrili priključak za punjenje.



- 2** Spojite USB-A kabel za punjenje s malim utikačem na USB zidni adapter od 5 V.

Napomena: Zidni adapter ne isporučuje se uz sve modele. Upotrebljavajte samo adapter od 5 V (vrsta A).



- 3** Priključite USB-A kabel za punjenje s malim utikačem u priključak za punjenje.

Napomena: Provjerite je li drška potpuno suha prije priključivanja USB-A kabela na mali utikač za punjenje.



- 4** Indikator stanja baterije treperi tijekom punjenja.
- 5** Zatvorite poklopac priključka za punjenje na uređaju Compact Flosser kada se aktivno ne puni.

Stanje baterije

Stanje baterije

Indikator stanja baterije prikazuje stanje baterije nakon sesije čišćenja koncem ili nakon zaustavljanja rada uređaja Compact Flosser.

Kad se Compact Flosser puni

Stanje baterije	indikator baterije
puna	postojana zelena boja
punjenje	treperi u zelenoj boji

Napomena: Indikator stanja baterije treperi dok se uređaj do kraja ne napuni. Kad se uređaj potpuno napuni dok je priključen, svjetlo će svijetliti postojanom zelenom bojom tijekom 30 sekundi, a zatim će se isključiti.

Kad se Compact Flosser ne puni

Stanje baterije	indikator baterije
puna	postojana zelena boja
Srednja	treperi u zelenoj boji
slaba	Treperi u žutoj boji
prazna	Treperi u žutoj boji pet sekundi i uređaj Compact Flosser automatski se isključuje.


Napomena: Kad se prikaže indikator prazne baterije uređaj Compact Flosser može pružiti najmanje tri sesije koncem, a svaka sesija traje jednu minutu.

Čišćenje


Compact Flosser treba čistiti jednom tjedno. Uređaj i dodatke čistite na sljedeći način. Dodaci se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Napomena: Nemojte puniti niti čistiti uređaj otopinama za čišćenje koje imaju visoki udio alkohola.


Upozorenje: Nemojte čistiti uređaj Compact Flosser dok je priključen USB-A kabel s malim utikačem za punjenje. Odvojite uređaj iz napajanja i zatvorite poklopac otvora za punjenje prije čišćenja.




- 1 Uklonite mlaznicu istodobnim povlačenjem mlaznice i držanjem gumba za otpuštanje mlaznice.




- 2 Vrh mlaznice isperite pod mlazom tople vode.



- 3 Lagano otvorite otvor za punjenje na vrhu uređaja Compact Flosser.



- 4 Izlijte preostalu vodu u umivaonik.




- 5 Lagano uklonite spremnik iz uređaja Compact Flosser tako da ga izvučete. Spremnik se može ručno prati toplom vodom i blagim sapunom. Kad je potrebno, ručku možete očistiti tako da je obrišete mekom krpom i blagim sapunom.


Pohranjivanje

Compact Flosser dizajniran je tako da možete spremiti jednu mlaznicu u dršku. Kako biste upotrijebili ovu funkciju:


- 1 Uklonite mlaznicu istodobnim povlačenjem mlaznice i držanjem gumba za otpuštanje mlaznice.




- 2 Lagano otvorite otvor za punjenje na vrhu uređaja Compact Flosser.



- 3 Umetnite mlaznicu u otvor za punjenje.




- 4 Sklopite uređaj Compact Flosser guranjem spremnika prema gore.



Napomena: Spremnik je lakše sklopiti kada je poklopac otvora za punjenje otvoren.

- 5 Lagano zatvorite otvor za punjenje.



Zamjena dijelova

Zamijenite mlaznice svakih 6 mjeseci ili odmah po oštećenju. Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite web-mjesto **philips.com** ili se obratite lokalnom distributeru uređaja Philips Sonicare.

Napomena: Uređaj Compact Flosser kompatibilan je samo s mlaznicama Philips Sonicare Compact Flosser. Nije kompatibilan s drugim mlaznicama Philips Sonicare, npr. onima za Power Flosser.

Rješavanje problema

Pitanje	Odgovor
Mogu li u spremniku upotrebljavati tekućinu za ispiranje usta ili esencijalna ulja?	Ne preporučuje se uporaba esencijalnih ulja u spremniku. Tekućina za ispiranje usta pomiješana s vodom može se upotrebljavati u spremniku. Nakon uporabe tekućine za ispiranje usta, a kako biste spriječili začepljenje, djelomično napunite spremnik toplom vodom i isperite uređaj na način da vrh usmjerite u umivaonik dok se spremnik ne isprazni.
Hoće li druge mlaznice pristajati mojem uređaju Philips Sonicare Compact Flosser?	Na ovom uređaju upotrebljavajte samo mlaznice Philips N1 i N2. Druge mlaznice tvrtke Philips ili drugih proizvođača nisu kompatibilne s ovim proizvodom.
Koliko često moram mijenjati mlaznice?	Savjetujemo vam da zamijenite mlaznicu nakon 6 mjeseci uporabe. Dodatne informacije o kupnji zamjenskih dijelova možete pronaći na web-mjestu philips.com
Imam poteškoća s produljenjem spremnika	Otvorite otvor za punjenje i uklonite mlaznicu prije pokušaja produljenja spremnika. To bi trebalo omogućiti da se spremnik lako produlji.

Jamstvo i podrška

Tvrtka Philips jamči za svoje proizvode dvije godine od datuma kupnje. Tijekom jamstvenog razdoblja, popraviti ćemo nedostatke u materijalu i izradi ili ćemo zamijeniti proizvod o trošku tvrtke Philips, pod uvjetom da predložite uvjerljiv dokaz o kupnji. Za optimalan učinak, tvrtka Philips preporučuje uporabu izvornih mlaznica Sonicare. Uporaba drugih mlaznica može oštetiti vaš uređaj Compact Flosser i ograničiti jamstvo na uređaj. Obratite se našem centru za korisničku podršku na broj 1-800-682-7664 ili putem web-mjesta

www.philips.com/sonicare-warranty (Sjeverna Amerika). Izvan Sjeverne Amerike obratite se vašem lokalnom centru za korisničku podršku tvrtke Philips. Informacije o proizvodu i korisničke upute na mreži potražite na web-mjestu:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Sjeverna Amerika) ili

www.philips.com/support (izvan Sjeverne Amerike).

ISKLUČENJA JAMSTVA

Što nije obuhvaćeno jamstvom:

- Mlaznice
- Oštećenje prouzrokovano neodobrenim zamjenskim dijelovima ili mlaznicama
- Oštećenje prouzrokovano pogrešnom uporabom, lošim postupanjem, zanemarivanjem, izmjenama ili neovlaštenim popravkom
- Uobičajeno habanje, uključujući okrhnuća, ogrebotine, guljenje, gubitak boje ili blijedost

JAMSTVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU

SVA JAMSTVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU, UKLJUČUJUĆI PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PODOBNOSTI PROIZVODA ZA PRODAJU I NJEGOVE PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, OGRANIČENA SU NA TRAJANJE IZRIČITIH JAMSTAVA KOJA SE ODNOSE NA NAPRIJED NAVEDENO. U NEKIM DRŽAVAMA NE PRIMJENJUJU SE OGRANIČENJA O TRAJANJU JAMSTAVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU.

OGRANIČENJE PRAVA

NI U KOJEM SLUČAJU TVRTKA PHILIPS ILI BILO KOJA TVRTKA KOJA JE S NJOM POVEZANA ILI JE NJENA PODRUŽNICA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE UZROKOVANE KRŠENJEM JAMSTVA ILI UGOVORA, NEHAJEM, DELIKTOM ILI BILO KOJIM DRUGIM PROTUPRAVNIM DJELOVANJEM. TAKVE ŠTETE UKLJUČUJU, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK ŠTEDNJE ILI PRIHODA, GUBITAK DOBITI, GUBITAK ZBOG NEKORIŠTENJA, ZAHTJEVE TREĆIH STRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, STOMATOLOGE I DENTALNE HIGIJENIČARE TE TROŠAK BILO KOJE ZAMJENSKE OPREME ILI USLUGA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE.

Recikliranje



- Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
- Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.
- Informacije o tvarima koje podliježu uredbi REACH i sadržane su u proizvodima Philips možete pronaći na adresi www.philips.com/REACH


Uklanjanje punjive baterije

Kad odlučite odložiti ugrađenu punjivu bateriju, istu smije ukloniti samo kvalificirani stručnjak. Upute za uklanjanje ugrađenih punjivih baterija možete pronaći na web-mjestu **www.philips.com/support**.

- Ovaj uređaj sadrži litij-ionsku ćeliju koja se može puniti. MORA SE REKILIRATI ILI ODLOŽITI U OTPAD NA ODGOVARAJUĆI NAČIN.

Kako biste uklonili punjivu bateriju, trebaju vam odvijač i škare za žicu. Pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera opreza kada slijedite postupak naveden u nastavku.


- 1 Kako biste potpuno ispraznili punjivu bateriju, pustite uređaj Compact Flosser da radi dok se ne zaustavi.




- 2 Uklonite spremnik povlačenjem.




- 3 Uklonite dva poklopca s vijcima.




- 4 Uklonite vijke.



- 5 Izvucite unutarnje komponente s kućišta.



- 6 Uklonite poklopac kućišta baterije.



- 7 Izvucite bateriju iz postolja. Odrežite žice kako biste uklonili bateriju.

Oprez: Pazite na oštre rubove jezičaca baterije kako biste izbjegli ozljede prstiju.

- 8 Pokrijte kontakte baterije trakom da spriječite kratko spajanje struje od preostalog punjenja baterije.



- 9** Punjiva baterija se sada može reciklirati a ostatak proizvoda se može odbaciti na odgovarajući način.

Napomena: Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time pomažete u očuvanju okoliša.

Utilizzate il prodotto solo per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, le batterie e gli accessori, leggete attentamente queste informazioni e conservatele per eventuali riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi.

AVVERTENZE

- Mantenete il cavo di ricarica lontano dall'acqua.
- Dopo la pulizia, accertatevi che il cavo di ricarica sia completamente asciutto prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini e persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con il prodotto.
- Non lavate nessuna parte del prodotto in lavastoviglie, salvo diversa indicazione nella sezione Pulizia.
- Non caricate il prodotto all'esterno o in prossimità di superfici calde.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se l'apparecchio è danneggiato, smettete di utilizzarlo e contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro Paese. Se il cavo USB o l'alimentatore USB risultano danneggiati, smettete di utilizzarli.
- Utilizzate solo accessori o materiali di consumo Philips originali. Se forniti, utilizzate solo il cavo USB e l'alimentatore USB originali.
- Per evitare lesioni, non riempite il serbatoio con acqua calda. Non inserite corpi estranei all'interno del serbatoio.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla pulizia di denti e gengive.
- Non utilizzate questo apparecchio per pulire occhi, orecchie o naso.
- L'altitudine massima di utilizzo è di 4.500 metri.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato sopra il lavandino, potrebbe accumularsi acqua sul ripiano o sul pavimento e rappresentare un pericolo di scivolamento.
- Pulite regolarmente il prodotto (soprattutto all'interno del serbatoio).
- Per caricare, utilizzate solo adattatori Philips WAA1001, WAA2001, UL o equivalenti approvati per la sicurezza con valori nominali di ingresso di 100-240 V ~, 50/60 Hz, 3,5 W e valori di uscita di 5 V dC, 2,5 W. Per l'elenco degli adattatori, visitate il sito www.philips.com/support.

AVVERTENZE DI CARATTERE MEDICO

- I portatori di pacemaker o di altro dispositivo impiantato devono consultare il medico o il produttore del dispositivo impiantato prima dell'uso.
- Interrompete l'utilizzo dell'apparecchio e consultate il vostro dentista/medico in caso di sanguinamento eccessivo o prolungato dopo l'uso, o se avvertite fastidio o dolore durante l'uso.
- Questo apparecchio è un dispositivo per la cura personale e non è destinato alla condivisione tra più utenti.
- Consultate il vostro dentista prima di utilizzare questo prodotto se nei 2 mesi precedenti avete subito interventi riguardanti il cavo orale o le gengive.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili che possono essere rimosse solo da persone esperte.
- Utilizzate il prodotto solo per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, le batterie e gli accessori, leggete attentamente queste informazioni e conservatele per eventuali riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto.
- Utilizzate solo accessori e materiali di consumo Philips originali.
- Tenere il prodotto e le batterie lontano dal fuoco e non esporli alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emana un odore strano, cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interrompete l'utilizzo e la ricarica del prodotto e contattate Philips.
- Non collocare i prodotti e le batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.
- Non aprire, modificare, forare, danneggiare o smontare il prodotto o le batterie per evitare il surriscaldamento di queste ultime o il rilascio di sostanze tossiche o pericolose. Non provocare cortocircuiti, sovraccarichi o inversione della carica delle batterie.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Smaltite in modo adeguato l'apparecchio quando la batteria è esaurita. Consultate la sezione Smaltimento.
- Ricaricate e utilizzate il prodotto a una temperatura compresa tra 3 °C e 40 °C (tra 37 °F e 104 °F).
- Se le batterie sono danneggiate o perdono del liquido, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

- Quando maneggiate le batterie, assicuratevi che le mani, il prodotto e le batterie siano asciutti.
- Per evitare il cortocircuito accidentale delle batterie dopo la rimozione, assicuratevi che i terminali delle batterie non entrino in contatto con oggetti metallici, come monete, forcine o anelli. Non avvolgete le batterie in una pellicola di alluminio. Coprite i terminali delle batterie o riponete le batterie in un sacchetto di plastica prima di smaltirle.
- Consumo energetico in:
 - Modalità OFF (nessun accessorio) < 0,1 W
 - Modalità basso consumo energetico < 0,3 W
 - Carica: Ricarica USB (5 V CC, 1A)

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Condizioni di stoccaggio e trasporto


Temperatura (conservazione e trasporto) tra -20 °C e 60 °C (tra -4 °F e 140 °F)

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

Sul prodotto possono essere presenti i seguenti simboli:



Questo simbolo indica che è necessario leggere le istruzioni per l'uso prima di cominciare a utilizzare l'apparecchio.



Questo simbolo indica di utilizzare l'alimentazione indicata.

Alimentatore rimovibile Parte: "xxxxxx" indica il numero di modello dei caricatori approvati da utilizzare.

Introduzione

Benvenuti in Philips! Congratulazioni per il vostro nuovo Sonicare Compact Flosser. Per trarre il massimo vantaggio

dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito **philips.com/welcome**.

Uso previsto

L'apparecchio Philips Sonicare Compact Flosser è un irrigatore orale progettato per rimuovere la placca e i residui di cibo dalla superficie dei denti e tra un dente e l'altro, al fine di contrastare la formazione della carie e migliorare e mantenere la salute gengivale. Questo prodotto è destinato all'uso domiciliare, da utilizzare di norma almeno una volta al giorno.

Il vostro apparecchio Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Pulsante di rilascio del beccuccio
- 2 Pulsante on/off
- 3 Pulsante modalità
- 4 Spia di segnalazione modalità
- 5 Spia della batteria
- 6 Serbatoio
- 7 Porta di riempimento/Vano per custodire il beccuccio
- 8 Porta di ricarica


Accessori

- 9 Beccuccio Comfort
- 10 Beccuccio Standard
- 11 Spinotto USB-A (adattatore da parete non incluso)


Nota: gli accessori inclusi possono variare in base al modello acquistato.

Messa in funzione


Preparazione dell'apparecchio Compact Flosser



- 1 Tirate delicatamente il coperchio della porta di riempimento.




- 2 Estraiete il beccuccio dall'apposito vano.




- 3 Inserite il beccuccio nell'apparecchio.

Nota: assicuratevi che il beccuccio sia completamente inserito e a filo con la parte superiore dell'apparecchio.



- 4 Assicuratevi che il coperchio della porta di riempimento sia aperto e abbassate il serbatoio.


Nota: Con il coperchio della porta di riempimento aperto è più facile abbassare il serbatoio.





- 5 Abbassate il serbatoio finché il fermo dell'apparecchio non si trova sopra il fermo all'interno del serbatoio.

Riempimento del serbatoio

Avvertenza: rimuovete il caricatore dal Compact Flosser prima di riempire il serbatoio e utilizzare l'apparecchio.



- 1 Aprite la porta di riempimento e riempite il serbatoio con acqua tiepida.
oppure




È possibile anche versare l'acqua direttamente nel serbatoio. Estraete delicatamente il serbatoio dall'apparecchio Compact Flosser e riempitelo con acqua fino alla linea di riempimento massimo. Riposizionate il serbatoio e accertatevi che il fermo dell'apparecchio e il fermo del serbatoio siano posizionati correttamente.

2 Chiudete delicatamente la porta di riempimento.

Nota: quando riempite il serbatoio, non superate la linea di riempimento massimo (200 ml).

Modalità



L'apparecchio Compact Flosser è dotato di tre differenti modalità. Per passare da una modalità all'altra, occorre premere il pulsante della modalità.

Le modalità hanno intensità diverse. Di seguito sono elencate dalla più bassa alla più alta:

Sensibile

Questa modalità, dotata della funzione pacer, fornisce una pressione delicata dell'acqua. Attraverso una breve pausa nel flusso d'acqua ogni 15 secondi, la funzione pacer indica quando si dovrebbe passare alla sezione successiva della bocca.

Impulsi

Questa modalità alterna impulsi forti e delicati ed è concepita per massaggiare e stimolare le gengive. Attraverso una breve pausa nel flusso d'acqua ogni 15 secondi, la funzione pacer indica quando si dovrebbe passare alla sezione successiva della bocca.

Clean


Questa modalità, dotata della funzione pacer, fornisce una pressione dell'acqua costante per una pulizia eccezionale. Attraverso una breve pausa nel flusso d'acqua ogni 15 secondi, la funzione pacer indica quando si dovrebbe passare alla sezione successiva della bocca.

Nota: al primo utilizzo, avviate l'apparecchio in modalità Sensitive per ottenere la minima intensità. Si consiglia di

aumentare l'intensità nel corso di qualche settimana dopo più utilizzi. In questo modo si può ottenere una migliore pulizia poiché si riescono a tollerare intensità più elevate.

Nota: questo apparecchio Compact Flosser viene fornito con la funzione pacer attivata. Per attivare o disattivare la funzione pacer con l'apparecchio Compact Flosser spento, tenete premuto il pulsante di selezione della modalità per 3 secondi. Quando è disattivata, l'indicatore luminoso della batteria lampeggia una volta in giallo. Quando è attivata, l'indicatore luminoso della batteria lampeggia due volte in verde.


Utilizzo dell'apparecchio Compact Flosser



- 1 Prima di accendere l'apparecchio, orientate la punta del beccuccio verso il lavandino. Lasciate spruzzare l'acqua nel lavandino. Quando inizia a uscire acqua dall'apparecchio, spegnetelo.




- 2 Posizionate la punta del beccuccio in bocca. Piegatevi verso il lavandino e accostate leggermente le labbra sulla punta del beccuccio per evitare schizzi. Lasciate spazio sufficiente per consentire all'acqua di fluire dalla bocca nel lavandino.



- 3 Posizionate la punta del beccuccio appena sopra il margine gengivale con un angolo di 90°.




- 4 Premete il pulsante di accensione/spegnimento sul manico per accendere il Compact Flosser e iniziare a usare l'apparecchio.




- a Partendo dai denti posteriori dell'arcata superiore o inferiore, fate scorrere la punta del beccuccio lungo il margine gengivale, fermandovi per un breve tempo tra un dente e l'altro.

Nota: ruotate il beccuccio come desiderate per un posizionamento più semplice lungo il bordo gengivale.



- b Seguite la funzione pacer per pulire sia la parte esterna (15 secondi) che la parte interna (15 secondi) dei denti in ogni arcata della bocca, per un totale di 30 secondi.

Nota: ricordate di pulire la parte interna (linguale/palatale) dei denti.




- c Seguite la funzione pacer e ripetete nell'altra arcata della bocca per altri 15 secondi all'interno e 15 secondi all'esterno, fino a quando tutti gli spazi intorno e tra i denti sono stati puliti per almeno un minuto.


Nota: potete interrompere il flusso d'acqua durante l'uso premendo il pulsante di accensione/spegnimento sull'apparecchio Compact Flosser.

Nota: se scegliete di riempire il serbatoio durante l'uso, spegnete l'apparecchio per farlo, quindi riprendete da dove vi eravate fermati fino a quando tutti gli spazi intorno e tra i denti sono stati puliti per almeno un minuto.


Dopo ogni uso




- 1 Per rimuovere il beccuccio, occorre tirarlo e tenere premuto contemporaneamente il pulsante di rilascio beccuccio.




- 2 Sciacquate la punta con acqua calda.



- 3 Aprite delicatamente la porta di riempimento situata sulla parte superiore dell'apparecchio Compact Flosser.



- 4 Eliminate l'acqua in eccesso. Asciugate il beccuccio, l'esterno del manico e il serbatoio.



- 5 Reinserite il beccuccio nel manico.

Nota: per facilitare l'asciugatura, tenete aperta la porta di riempimento o lasciate l'apparecchio Compact Flosser smontato tra un utilizzo e l'altro (il serbatoio può essere completamente rimosso).

Nota: non lasciate l'apparecchio Compact Flosser smontato più a lungo del necessario.

Ricarica e stato della batteria

Il vostro apparecchio Sonicare Compact Flosser è progettato per fornire almeno 24 sessioni di utilizzo,

ciascuna della durata di 1 minuto con batteria completamente carica. l'apparecchio si spegnerà dopo 2 minuti di utilizzo.


Nota: per caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo potrebbero essere necessarie fino a 4 ore. Tuttavia l'apparecchio Compact Flosser può essere utilizzato prima del caricamento completo.

Come ricaricare il dispositivo

- 1 Tirate delicatamente il coperchio della porta di ricarica sul lato dell'apparecchio Compact Flosser per visualizzare la porta di ricarica.




- 2 Collegate il cavo di ricarica con spinotto USB-A a un adattatore da parete per la presa USB da 5 V.



Nota: l'adattatore a parete non è incluso in tutti i modelli. Utilizzate solo un adattatore da 5 V (tipo A).

- 3 Collegate il cavo di ricarica con spinotto USB-A alla porta di ricarica.



Nota: assicuratevi che il manico sia completamente asciutto prima di collegare il cavo di ricarica con spinotto USB-A.

- 4 L'indicatore della batteria lampeggia durante la ricarica.



- 5 Chiudete il coperchio della porta di ricarica sull'apparecchio Compact Flosser quando non è in fase di ricarica.

Stato della batteria

Stato della batteria

L'indicatore della batteria mostra lo stato della batteria quando completate la sessione di utilizzo o quando mettete in pausa l'apparecchio Compact Flosser.

Quando l'apparecchio Compact Flosser è in carica

Stato della batteria	Indicatore della batteria
Carica	Verde fisso
In carica	Verde lampeggiante

Nota: l'indicatore di ricarica della batteria lampeggerà fino a che il ciclo di ricarica non è completato. Quando la batteria è completamente carica mentre l'apparecchio è collegato, la luce diventa verde fissa per 30 secondi e poi si spegne.

Quando l'apparecchio Compact Flosser non è in carica

Stato della batteria	Indicatore della batteria
Carica	Verde fisso
Medio	Verde lampeggiante
Bassa	Ambra lampeggiante
Scarica	Lampeggia di ambra per 5 secondi e poi l'apparecchio Compact Flosser si spegne automaticamente


Nota: quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica, l'apparecchio Compact Flosser è progettato per fornire almeno 3 sessioni di utilizzo, ciascuna della durata di 1 minuto.

Pulizia


È necessario pulire l'apparecchio Compact Flosser una volta alla settimana. Pulite l'apparecchio e gli accessori seguendo le istruzioni riportate di seguito. Gli accessori possono variare in base al modello.

Nota: Non utilizzate o pulite l'apparecchio con soluzioni detergenti ad alto contenuto di alcol.


Avvertenza: Non pulite l'apparecchio Compact Flosser mentre il cavo di ricarica con spinotto USB-A è collegato. Scollegate l'apparecchio e chiudete il coperchio della porta di ricarica prima di pulirlo.




- 1 Per rimuovere il beccuccio, occorre tirarlo e tenere premuto contemporaneamente il pulsante di rilascio beccuccio.




- 2 Sciacquate la punta con acqua calda.



- 3 Aprite delicatamente la porta di riempimento situata sulla parte superiore dell'apparecchio Compact Flosser.




- 4 Versate l'acqua rimanente nel lavandino.




- 5 Rimuovete delicatamente il serbatoio dall'apparecchio Compact Flosser estraendolo. Il serbatoio può essere lavato a mano con acqua calda e sapone neutro. Quando necessario, potete pulire il manico strofinando con un panno morbido e sapone neutro.

Conservazione


L'apparecchio Compact Flosser è progettato in modo tale da poter riporre un beccuccio nel manico. A tal fine:




- 1 Per rimuovere il beccuccio, occorre tirarlo e tenere premuto contemporaneamente il pulsante di rilascio beccuccio.



- 2 Aprite delicatamente la porta di riempimento situata sulla parte superiore dell'apparecchio Compact Flosser.




- 3 Inserite il beccuccio nella porta di riempimento.



- 4 Per chiudere l'apparecchio Compact Flosser, spingete il serbatoio verso l'alto.

Nota: con il coperchio della porta di riempimento aperto è più facile ritrarre il serbatoio.



- 5 Chiudete delicatamente la porta di riempimento.

Sostituzione

Sostituire i beccucci ogni 6 mesi o immediatamente se danneggiati. Per acquistare accessori o parti di ricambio,

visitare il sito Web **philips.com** o recatevi presso il vostro rivenditore Philips Sonicare locale.

Nota: L'apparecchio Compact Flosser è compatibile soltanto con beccucci Philips Sonicare Compact Flosser. Non è compatibile con altri beccucci Philips Sonicare, ad esempio quelli dell'apparecchio Power Flosser.

Risoluzione dei problemi

Domanda	Risposta
Posso usare un collutorio o oli essenziali nel serbatoio?	Si sconsiglia di utilizzare oli essenziali nel serbatoio. Il collutorio può essere miscelato con acqua e utilizzato nel serbatoio. Dopo aver usato il collutorio, sciacquate l'apparecchio per evitare ostruzioni riempiendo parzialmente il serbatoio con acqua calda e facendo scorrere il prodotto con la punta rivolta verso il lavandino fino al completo svuotamento del serbatoio.
Esistono altri beccucci adattabili all'idropulsore Philips Sonicare?	Per questo apparecchio utilizzare esclusivamente beccucci Philips N1 e N2. Altri beccucci Philips o di altri produttori non sono compatibili con questo prodotto.
Con quale frequenza devo sostituire il mio beccuccio?	Consigliamo di sostituire il beccuccio dopo 6 mesi di utilizzo. Ulteriori informazioni sull'acquisto di parti di ricambio sono disponibili su philips.com
Ho difficoltà ad estendere il serbatoio	Prima di tentare di estendere il serbatoio, occorre aprire la porta di riempimento e rimuovere il beccuccio. Ciò dovrebbe facilitare l'estensione del serbatoio.

Garanzia e assistenza

Philips garantisce i suoi prodotti per due anni dalla data di acquisto. Per i problemi dovuti a materiali o

lavorazione difettosa, è prevista la riparazione o sostituzione a spese di Philips a condizione che venga fornita una prova di acquisto valida nell'arco del periodo di assistenza. Philips consiglia di utilizzare beccucci Sonicare originali per ottenere prestazioni ottimali. L'uso di beccucci diversi può danneggiare l'apparecchio Compact Flosser e compromettere la validità della garanzia. Contattate il Centro Assistenza Clienti al numero 1-800-682-7664 o www.philips.com/sonicare-warranty (Nord America); al di fuori del Nord America rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips locale. Per informazioni sul prodotto e istruzioni per l'utente online, visitate: <https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Nord America) o www.philips.com/support (fuori dal Nord America).

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Esclusioni dalla presente garanzia:

- Beccucci
- Danni causati dall'uso di parti di ricambio non autorizzate o beccucci non autorizzati
- Danni dovuti a un uso improprio, abuso, trascuratezza, alterazioni o riparazioni non autorizzate
- Normale usura, incluso scheggiature, graffi, abrasioni, scoloritura o alterazione dei colori

GARANZIE IMPLICITE

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE QUELLE RELATIVE A COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, DEVONO RITENERSI LIMITATE ALLA DURATA DELLE GARANZIE ESPRESSE INDICATE SOPRA. IN ALCUNI STATI LE LIMITAZIONI SULLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE NON SONO APPLICABILI.

LIMITAZIONE DEI RISARCIMENTI

IN NESSUN CASO PHILIPS O NESSUNA DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE O AFFILIATE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, ROTTURA DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA, TORTO O ALTRO ELEMENTO LEGALE. TALI DANNI INCLUDONO, SENZA

LIMITAZIONE, PERDITA DI PROFITTO O GUADAGNO; PERDITA D'USO; RECLAMI DA PARTE DI TERZI INCLUSI E NON LIMITATAMENTE A DENTISTI ED ESPERTI DI IGIENE ORALE; COSTI RELATIVI AD EVENTUALI SERVIZI O APPARECCHI SOSTITUTIVI. ALCUNI STATI NON PREVEDONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.
- Informazioni sulle sostanze REACH, contenute nei prodotti Philips, sono disponibili su www.philips.com/REACH

Identificazione del materiale di imballaggio e relative istruzioni	
Materiali di imballaggio in carta o cartone:	Materiali di imballaggio in plastica:
Raccolta carta*	Raccolta plastica*

*Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.

Rimozione della batteria ricaricabile


La batteria ricaricabile integrata deve essere rimossa da un tecnico qualificato al momento dello smaltimento del prodotto. Le istruzioni per la rimozione delle batterie ricaricabili integrate sono disponibili all'indirizzo

www.philips.com/support.

- Questo apparecchio contiene una cella ricaricabile agli ioni di litio. **DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA ADEGUATAMENTE.**

Per rimuovere la batteria ricaricabile, sono necessari un cacciavite e una tronchesina. Osservate le precauzioni di sicurezza di base per eseguire la procedura descritta di seguito.


- 1** Per scaricare completamente la batteria ricaricabile, lasciate in funzione l'apparecchio Compact Flosser finché non si ferma.




- 2** Rimuovete il serbatoio estraendolo.




- 3** Rimuovete i due tappi a vite.




- 4** Rimuovete le viti.



- 5 Estraiete i componenti interni dal corpo.



- 6 Rimuovete il coperchio della batteria.



- 7 Estraiete la batteria dal supporto. Tagliate i fili per rimuovere la batteria.

Attenzione: i bordi delle linguette della batteria sono taglienti, quindi occorre prestare attenzione in modo da evitare lesioni alle dita.

- 8 Coprite i contatti della batteria con del nastro adesivo per evitare un potenziale corto circuito dovuto alla carica residua.

- 9 La batteria ricaricabile ora può essere riciclata e il resto del prodotto può essere smaltito nel modo corretto.



Nota: non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio, al fine di preservare l'ambiente.

Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta, tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāiet to turpmākām uziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus.

BRĪDINĀJUMI

- Uzlādes kabeli nedrīkst novietot ūdens tuvumā.
- Pēc tīrīšanas pārļiecinieties, vai uzlādes kabelis ir pilnībā sauss, pirms pievienojat to sienas kontaktligzdai.
- Šo ierīci var izmantot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Raugieties, lai bērni nerotāļās ar šo ierīci.
- Nevienu izstrādājuma daļu netīriet trauku mazgājamā mašīnā, ja vien nodaļā Tīrīšana nav norādīts citādi.
- Neveiciet izstrādājuma uzlādi ārpus telpām vai karstu virsmu tuvumā.
- Šai ierīcei nav daļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Ja ierīce ir bojāta, pārtrauciet to lietot un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Ja USB kabelis vai USB barošanas bloks ir bojāts, pārtrauciet to izmantot.
- Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai palīgmateriālus. Izmantojiet tikai oriģinālo USB kabeli un USB barošanas bloku, ja tie ir ietverti komplektā.
- Lai novērstu traumas, nepiepildiet tvertni ar karstu ūdeni. Nelieciet tvertnē svešķermeņus.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai zobu, smaganu tīrīšanai.
- Nelietojiet acu, ausu vai deguna tīrīšanai.
- Maksimālais lietošanas augstums ir 4500 metri.
- Ja ierīci neizmanto virs izlietnes, uz virsmas vai grīdas var uzkrāties ūdens un radīt slīdēšanas risku.
- Regulāri tīriet izstrādājumu (īpaši tvertnes iekšpusi).
- Uzlādējiet tikai ar Philips WAA1001, WAA2001, UL vai līdzvērtīgiem drošai lietošanai apstiprinātiem adapteriem ar ievades vērtībām (100—240 V; ~50/60 Hz; 3,5 W) un izvades vērtībām (5 V līdzstrāva; 2,5 W). Adapteru sarakstu skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

AR VESELĪBU SAISTĪTI BRĪDINĀJUMI

- Ja jums ir elektrokardiostimulators vai cita implantēta ierīce, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai implantētās ierīces ražotāju.

- Pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar savu zobārstu/ārstu, ja pēc lietošanas rodas pārmērīga vai ilgstoša asiņošana vai ja lietošanas laikā jūtat diskomfortu vai sāpes.
- Šī ir personīgās higiēnas ierīce, un tā nav paredzēta lietošanai vairākiem lietotājiem.
- Ja pēdējo divu mēnešu laikā jums ir bijusi mutes dobuma vai smaganu operācija, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.

BATERIJU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šajā ierīcē ir nenomaināmas baterijas, kuras drīkst izņemt tikai kvalificēts personāls.
- Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta, tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus un patēriņa preces.
- Uzglabājiet ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmām un nepakļaujiet tās tiešu saules staru iedarbībai vai augstas temperatūras apstākļiem.
- Ja produkts pārlietu sakarst vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet produkta lietošanu un uzlādi, un sazinieties ar vietējo Philips izplatītāju.
- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītim.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet ierīci un bateriju ar nolūku novērst bateriju uzkaršanu vai iztecināt toksiskas vai bīstamas vielas. Neveidojiet īsslēgumus, nepārlādējiet vai nelādējiet baterijas, izmantojot citas ierīces.
- Šajā iekārtā iekļautas baterijas, kas nav nomaināmas. Kad baterija ir nokalpojusi, atbilstoši atbrīvojieties no ierīces, skatiet sadaļu Pārstrāde.
- Uzlādējiet un lietojiet ierīci no 3 °C līdz 40 °C (no 37 °F līdz 104 °F) temperatūrā.
- Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Rīkojoties ar baterijām, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī izstrādājums un baterijas ir sausi.

- Lai pēc bateriju izņemšanas tām nerastos īsslēgums, neļaujiet bateriju kontaktiem saskarties ar metāla priekšmetiem (piem., monētām, matu sprādzēm, gredzeniem). Neietiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju spailes ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.
- Enerģijas patēriņš:
 - Izslēgts režīms (bez palīgierīcēm) < 0,1 W
 - Zema enerģijas patēriņa režīms < 0,3 W
 - Uzlāde: USB uzlāde (5 V līdzstrāva, 1 A)

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Uzglabāšanas un pārvadāšanas nosacījumi


Temperatūra (uzglabāšanas un pārvadāšanas): no -20 °C līdz 60 °C (no -4 °F līdz 140 °F).

GLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Uz izstrādājuma var parādīties šādi simboli:



Šis simbols norāda, ka pirms ierīces lietošanas ir jāizlasa lietošanas instrukcija.



Šis simbols norāda, ka jāizmanto norādītais barošanas avots.

Noņemama barošanas avota daļa: "xxxxxx" norāda izmantoto apstiprināto lādētāju modeļa numuru.

Ievads

Laipni lūdzam Philips! Apsveicam ar jaunās Sonicare Compact Flosser ierīces iegādi! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **philips.com/welcome**.

Paredzētā lietošana

Philips Sonicare Compact Flosser ierīce ir mutes skalotājs, kas paredzēts zobu aplikuma un ēdiena atlieku noņemšanai starp zobiem un no zobu virsmas, lai samazinātu zobu bojāšanos un saglabātu smaganu veselību. Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājas apstākļos un būtu jālieto vismaz reizi dienā.

Jūsu Philips Sonicare Compact Flosser ierīce

- 1 Uzgaļa atbrīvošanas poga
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 3 Režīma poga
- 4 Režīmu indikatora lampiņa
- 5 Akumulatora indikatora gaisma
- 6 Tvertne
- 7 Uzpildes atvere / uzgaļa uzglabāšana
- 8 Uzlādes ports


Piederumi

- 9 Comfort (Komforta) uzgalis
- 10 Standard (standarta) uzgalis
- 11 Pāreja no USB-A uz mazo kontaktdakšu (sienas adapteris nav iekļauts komplektā)


Piezīme. Komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Darba sākšana


Compact Flosser iestatīšana



- 1 Viegli pavelciet aiz uzpildes atveres vāka.




- 2 Izņemiet uzgali no uzglabāšanas nodalījuma.




- 3 Ievietojiet uzgali ierīcē.

Piezīme. Pārliecinieties, ka uzgali ir pilnībā ievietots un ir līdzīgi savietots ar ierīces augšdaļu.



- 4 Pārliecinieties, vai uzpildes atveres vāks ir atvērts, un velciet tvertni uz leju.

Piezīme. Kad uzpildes atveres vāks ir atvērts, tvertni ir vieglāk novilkt uz leju.




- 5 Velciet tvertni uz leju, līdz ierīces aizbāznis atrodas virs aizbāžņa tvertnes iekšpusē.


Tvertnes uzpildīšana

Brīdinājums. Pirms tvertnes uzpildīšanas un ierīces izmantošanas atvienojiet lādētāju no Compact Flosser ierīces.


- 1 Atveriet uzpildes atveri un piepildiet tvertni ar remdenu ūdeni.

Vai






Ūdeni var iepildīt arī tieši tvertnē. Uzmanīgi novelciet tvertni no Compact Flosser un piepildiet ar ūdeni līdz maksimālajai uzpildes līnijai. Pievienojiet tvertni atpakaļ un pārļiecinieties, vai ierīces un tvertnes aizbāžņi ir pareizi ievietoti.



2 Uzmanīgi aizveriet uzpildes atveri.

Piezīme. Tvertnes uzpildes laikā nepārsniedziet maksimālā uzpildes līmeņa līniju (200 ml).

Režīmi



Compact Flosser ierīcei ir trīs dažādi režīmi. Nospiediet režīma pogu, lai pārlēgtos starp režīmiem. Režīmiem ir dažāda intensitāte. Norādītas no zemākās uz augstāko:

Sensitive

Šis režīms, kas aprīkots ar taimeru, nodrošina maigu ūdens spiedienu. Taimeris ar īslaicīgu ūdens plūsmas pārtraukumu ik pēc 15 sekundēm norāda, kad būtu jāpāriet uz nākamā mutes segmenta tīrīšanu.

Impulss

Šis režīms pārmaiņus nodrošina spēcīgus un maigus impulsus un ir paredzēts smaganu masāžai un stimulēšanai. Taimeris ar īslaicīgu ūdens plūsmas pārtraukumu ik pēc 15 sekundēm norāda, kad būtu jāpāriet uz nākamā mutes segmenta tīrīšanu.

Clean


Šis režīms, kas aprīkots ar taimeru, nodrošina lielisku tīrīšanu ar konstantu ūdens spiedienu. Taimeris ar īslaicīgu ūdens plūsmas pārtraukumu ik pēc 15 sekundēm norāda, kad būtu jāpāriet uz nākamā mutes segmenta tīrīšanu.

Piezīme. Lietojot pirmo reizi, ieslēdziet ierīci režīmā Sensitive ar zemāko intensitāti. Ieteicams palielināt lietošanas intensitāti dažu nedēļu laikā. Tādējādi tīrīšana

sniedz lielākas priekšrocības, jo augstākas intensitātes neradīs diskomfortu.

Piezīme. Piegādes brīdī ir aktivizēts Compact Flosser ierīces taimeris. Lai aktivizētu vai deaktivizētu taimerī, kad Compact Flosser ierīce ir izslēgta, nospiediet un 3 sekundes turiet režīma izvēles pogu. Deaktivizēšanas gadījumā akumulatora indikatora lampiņa vienu reizi nomirgo dzeltenā krāsā. Aktivizēšanas gadījumā akumulatora indikatora lampiņa divas reizes nomirgo zaļā krāsā.


Compact Flosser lietošana



- 1 Pirms ierīces ieslēgšanas vērsiet uzgaļa galu uz izlietni. Ļaujiet ūdenim smidzināties izlietnē. Tiklīdz no ierīces tiek izsmidzināts ūdens, izslēdziet ierīci.




- 2 Ievietojiet uzgaļa galu mutē. Noliecieties pāri izlietnei un daļēji saspiediet lūpas ap uzgaļa galu, lai novērstu šakstīšanos. Atstājiet pietiekami daudz vietas, lai ļautu ūdenim tecēt no mutes izlietnē.



- 3 Novietojiet uzgaļa galu tieši virs smaganu līnijas 90° leņķī.




- 4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz roktura, lai ieslēgtu Compact Flosser un sāktu lietot zobstarpu tīrīšanas ierīci.




- a Sākot ar tālākajiem zobiem augšžoklī vai apakšžoklī, bidiet uzgaļa galu gar smaganu līniju un ieturiet īsu pauzi katrā zobstarpā.

Piezīme. Pagriežiet uzgali pēc vajadzības, lai to vieglāk novietotu gar smaganu līniju.



- b Ievērojiet taimeri, lai iztīrītu vienas zobu rindas zobus no ārpuses (15 sekundes) un iekšpusēs (15 sekundes), kopā 30 sekundes.

Piezīme. Neaizmirstiet notīrīt zobus arī no iekšpusēs.




- c Ievērojiet taimeri un atkārtojiet šo darbību otrā zobu rindā – 15 sekundes iekšpusē un 15 sekundes ārpusē, līdz visas vietas ap un starp zobiem ir tikušas tīrītas kopumā vismaz vienu minūti.

Piezīme. Lietošanas laikā varat apturēt ūdens plūsmu, nospiežot Compact Flosser ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Piezīme. Ja izmantošanas laikā vēlaties uzpildīt tvertni, izslēdziet ierīci, kamēr uzpildāt tvertni, un pēc tam turpiniet darbu līdz visas vietas ap zobiem un starp zobiem ir tīrītas; kopumā vismaz vienu minūti.


Pēc katras lietošanas reizes



- 1 Noņemiet uzgali, pavelkot uzgali un vienlaikus turot nospiestu uzgaļa atbrīvošanas pogu.



- 2 Noskalojiet galu siltā ūdenī.



3 Uzmanīgi atveriet uzpildes atveri Compact Flosser augšpusē.

4 Izlejiet lieko ūdeni. Nosusiniet uzgali, roktura ārpusi un tvertni.

5 Ievietojiet uzgali atpakaļ rokturī.

Piezīme. Lai atvieglotu nosusināšanu, turiet uzpildes atveri atvērtu vai starp lietošanas reizēm atstājiet Compact Flosser izjauktu (tvertni var pilnībā noņemt).


Piezīme. Neatstājiet Compact Flosser nesaliktu ilgāk, kā tas ir nepieciešams.

Akumulatora statuss un uzlādēšana


Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru Sonicare Compact Flosser ierīce spēj nodrošināt vismaz 24 zobstarpu tīrīšanas sesijas, ja katras sesijas ilgums ir 1 minūte. Ierīce tiks automātiski izslēgta pēc 2 lietošanas minūtēm.

Piezīme. Akumulatora pilnīga uzlāde pirms pirmās lietošanas reizes var ilgt līdz pat 4 stundām, bet Compact Flosser ierīci var lietot, pirms tā ir pilnībā uzlādēta.

Uzlāde




1 Viegli pavelciet un pagrieziet uzlādes pieslēgvietas vāku Compact Flosser ierīces sānā, lai atvērtu uzlādes pieslēgvietu.



- 2** Pievienojiet pārejas no USB-A uz mazo kontaktdakšu uzlādes kabeli 5 V USB sienas adapterī.

Piezīme. Sienas adapteris nav iekļauts visu modeļu piegādes komplektācijā. Izmantojiet tikai 5 V adapteri (A tips).



- 3** Pievienojiet pārejas no USB-A uz mazo kontaktdakšu uzlādes pieslēgvietai.

Piezīme. Pirms pārejas no USB-A uz mazo kontaktdakšu uzlādes kabeļa pievienošanas pārļiecinieties, vai rokturis ir pilnībā sauss.



- 4** Uzlādes laikā akumulatora indikators mirgo.

- 5** Ja pašlaik neveicat uzlādi, aizveriet Compact Flosser ierīces uzlādes pieslēgvietas vāku.

Akumulatora statuss

Akumulatora statuss

Uz akumulatora indikatora tiek attēlots akumulatora uzlādes statuss, kad ir pabeigta zobstarpu tīrīšana vai Compact Flosser ierīces darbība tiek pauzēta.

Compact Flosser ierīces uzlādes laikā

Baterijas statuss	Akumulatora indikators
Uzlādēts	Deg zaļā krāsā
Uzlāde	Mirgo zaļā krāsā

Piezīme. Līdz pilnīgai uzlādei akumulatora uzlādes indikators mirgo. Kad tas ir pievienots un pilnībā uzlādējas, indikators nemirgojot deg zaļā krāsā 30 sekundes un pēc tam izslēdzas.

Kad Compact Flosser ierīcei nenotiek uzlāde

Baterijas statuss	Akumulatora indikators
Uzlādēts	Deg zaļā krāsā
Vidēja	Mirgo zaļā krāsā
Reti	Mirgo dzeltenā krāsā
Tukšs	Mirgo dzeltenā krāsā 5 sekundes, un Compact Flosser ierīce automātiski izslēdzas


Piezīme. Kad parādās zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators, Compact Flosser ierīce vēl spēj nodrošināt vismaz 3 tīrīšanas sesijas, ja katras sesijas ilgums ir 1 minūte.

Tīrīšana

Compact Flosser ierīce ir jātīra reizi nedēļā. Tīriet ierīci un piederumus tālāk norādītajā veidā. Atkarībā no modeļa piederumi var atšķirties.

Piezīme. Nedarbiniet un netīriet ierīci ar tīrīšanas šķīdumiem, kam ir augsts spirta saturs.


Brīdinājums. Netīriet Compact Flosser, kamēr ir pievienota pāreja no USB-A uz mazās kontaktdakšas uzlādes kabeli. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci un aizveriet uzlādes porta vāku.




- 1 Noņemiet uzgali, pavilkot uzgali un vienlaikus turot nospiestu uzgaļa atbrīvošanas pogu.




- 2 Noskalojiet galu siltā ūdenī.



- 3 Uzmanīgi atveriet uzpildes atveri Compact Flosser augšpusē.



- 4 Pāri palikušo ūdeni izlejiet izlietnē.




- 5 Uzmanīgi noņemiet tvertni no Compact Flosser ierīces, novelkot to nost. Tvertni var mazgāt ar rokām, izmantojot siltu ūdeni un saudzīgas ziepes. Nepieciešamības gadījumā varat notīrīt rokturi, noslaukot ar mīkstu drānu un maigām ziepēm.


Glabāšana

Compact Flosser ierīce ir izstrādāta tā, lai jūs varētu uzglabāt vienu uzgali rokturī. Lai izmantotu šo iespēju, veiciet tālāk norādītās darbības.


- 1 Noņemiet uzgali, pavelkot uzgali un vienlaikus turot nospiestu uzgaļa atbrīvošanas pogu.



- 2 Uzmanīgi atveriet uzpildes atveri Compact Flosser augšpusē.




- 3 Ievietojiet uzgali uzpildes atverē.




- 4 Sakļaujiet Compact Flosser ierīci, paspiežot tvertni uz augšu.

Piezīme. Kad uzpildes atveres vāks ir atvērts, tvertni ir vieglāk sakļaut.



- 5 Uzmanīgi aizveriet uzpildes atveri.



Nomainīšana

Nomainiet uzgaļus ik pēc 6 mēnešiem vai nekavējoties, ja tie tiek bojāti. Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **philips.com** vai vērsieties pie sava vietējā Philips Sonicare izplatītāja.

Piezīme. Compact Flosser ierīce ir saderīga tikai ar Philips Sonicare Compact Flosser uzgaļiem. Tā nav saderīga ar citiem Philips Sonicare uzgaļiem, piemēram, Power Flosser uzgaļiem.

Traucējummeklēšana

Jautājums	Atbilde
Vai tvertnē var lietot mutes skalošanas līdzekļus vai ēteriskās eļļas?	Nav ieteicams lietot tvertnē ēteriskās eļļas. Sajaucot ar ūdeni, tvertnē var lietot mutes skalošanas līdzekļus. Pēc mutes skalošanas līdzekļa lietošanas noskalojiet ierīci, lai izvairītos no aizsprostošanās, daļēji piepildot tvertni ar siltu ūdeni un darbinot izstrādājumu ar uzgaļa galu pret izlietni, kamēr tvertne ir tukša.
Vai citi uzgaļi derēs manai Philips Sonicare zobstarpu tīrīšanas ierīcei?	Šai ierīcei izmantojiet tikai Philips N1 un N2 uzgaļus. Citi Philips vai citu ražotāju uzgaļi nav saderīgi ar šo izstrādājumu.
Cik bieži man ir jānomaina uzgaļi?	Iesakām nomainīt uzgali pēc 6 mēnešu lietošanas. Papildinformāciju par rezerves daļu iegādi varat atrast vietnē philips.com
Man ir grūti izvilkst uz āru tvertni	Atveriet uzpildes atveri un noņemiet uzgali, pirms mēģināt atvilkt tvertni. Tādējādi tvertne būs viegli atvelkama.

Garantija un atbalsts

Philips izstrādājumiem tiek sniegta divu gadu garantija kopš to iegādes brīža. Bojājumi, kas radušies nekvalitatīvu materiālu vai nepareiza ražošanas procesa dēļ, tiks salaboti par Philips līdzekļiem, vai arī produkts tiks

nomainīts, ja attiecīgajā laika periodā tiks iesniegti pirkumu apliecinājošs pierādījums. Optimālam rezultātam Philips iesaka izmantot oriģinālos Sonicare uzgaļus. Citu uzgaļu lietošana var radīt Compact Flosser ierīces bojājumus, uz kuriem garantija neattiecas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru pa tālruni 1 800 682 7664 vai **www.philips.com/sonicare-warranty** (Ziemeļamerika). Ja atrodaties citās valstīs (nevis Ziemeļamerikas teritorijā), sazinieties ar vietējo Philips klientu apkalpošanas centru. Informāciju par izstrādājumu un tiešsaistes lietošanas instrukcijas meklējiet vietnē **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Ziemeļamerikā) vai **www.philips.com/support** (ārpus Ziemeļamerikas).

GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS IZŅĒMUMI

Garantija netiek piemērota tālāk norādītajos gadījumos.

- Uzgaļi
- Ja bojājumi ir radīti, izmantojot neapstiprinātas rezerves daļas vai uzgaļus
- Bojājumi, kas radušies nepareizas, ļaunprātīgas lietošanas, nolaidības, pārveidojumu vai neatļauta remonta dēļ
- Parastās darbības radīts nodilums un bojājumi, piemēram, robi, skrāpējumi, švīkas, krāsas izbalēšana vai izmaiņas

IZRIETOŠĀ GARANTIJA

DERĪGUMA TERMIŅŠ JEBKĀDĀM IZRIETOŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP IZRIETOŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZniecībai UN NOTEIKTAM NOLŪKAM, BEIDZAS LĪDZ AR IEPRIEKŠ NORĀDĪTĀS TIEŠĀS GARANTIJAS TERMIŅU. DAŽĀS VALSTĪS IZRIETOŠĀS GARANTIJAS ILGUMS NAV IEROBEŽOTS.

ATLĪDZĪBAS IEROBEŽOJUMI

PHILIPS VAI TĀ MEITAS UZŅĒMUMI NEKĀDOS APSTĀKĻOS NAV ATBILDĪGI PAR TĪŠIEM, NETĪŠIEM VAI PASTARPINĀTIEM BOJĀJUMIEM, KAS IR RADUŠIES, NEIEVĒROJOT GARANTIJAS VAI LĪGUMA NOTEIKUMUS, NOLAI DĪBAS REZULTĀTĀ, LAI GŪTU LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀJUMU PAR IZDARĪTU KAITĒJUMU VAI CITA

JURIDISKA PĀRKĀPUMA REZULTĀTĀ. ŠĀDI ZAUDĒJUMI IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS AR, IETAUPĪJUMU, IEŅĒMUMU, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, IERĪCES NELIETOJAMĪBU, TREŠO PUŠU, TOSTARP (BET NE TIKAI) ZOBĀRSTU VAI ZOBU HIGIĒNISTU PRETENZIJĀM, KĀ ARĪ MAKSU PAR AIZSTĀJĒJIERĪCI VAI PAKALPOJUMIEM. DAŽĀS VALSTĪS IR AIZLIEGTS PIEMĒROT GARANTIJAS IZŅĒMUMUS VAI IEROBEŽOJUMUS ATTIECĪBĀ UZ NEJAUŠI VAI PASTARPINĀTU RADĪTIEM ZAUDĒJUMIEM.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.
- Informāciju par REACH regulā paredzētajām vielām, ko satur Philips produkti, var atrast tīmekļa vietnē www.philips.com/REACH

Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana


Kad izstrādājums tiek likvidēts, iebūvētais uzlādējamais akumulators jāizņem kvalificētam speciālistam.

Norādījumus par iebūvēto uzlādējamo akumulatoru izņemšanu var atrast vietnē **www.philips.com/support**.


- Šajā iekārtā ir iekļauts uzlādējams litija-jonu akumulators. **ATBILSTOŠI JĀPĀRSTRĀDĀ VAI JĀIZMET.**

Lai izņemtu uzlādējamo akumulatoru, nepieciešams skrūvgrīzis un stieplu griezējs. Veicot tālāk norādīto procedūru, ievērojiet galvenos piesardzības pasākumus.


- 1** Lai izlādētu uzlādējamo akumulatoru, ļaujiet Compact Flosser ierīcei darboties, līdz tā apstājas.




- 2** Noņemiet tvertni, to atvelkot.




3 Noņemiet divus skrūvējamus vāciņus.




4 Izskrūvējiet skrūves.



5 Izvelciet iekšējās sastāvdaļas no korpusa.



6 Noņemiet akumulatora nodalījuma vāku.



7 Izvelciet akumulatoru no tā turētāja. Nogrieziet stieples, lai izņemtu akumulatoru.

Ievērībai! Uzmanieties no baterijas cilņņu asajām malām, lai nesavainotu pirkstus.

8 Pārklājiet baterijas kontaktus ar lenti, lai novērstu elektrisko īsslēgumu no atlikušā baterijas lādiņa.

9 Uzlādējamo bateriju tagad iespējams otrreizēji pārstrādāt, un atbilstoši atbrīvoties no pārējās ierīces.

Piezīme. Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tā rīkojoties, jūs palīdzat saglabāt vidi.



Gaminį naudokite tik numatytam tikslui. Prieš naudodami produktą ir akumuliatorių bei priedus atidžiai perskaitykite šią informaciją ir išsaugokite ją ateičiai. Naudojant netinkamai gali kelti pavojų arba rimtus sužeidimus.

ĮSPĖJIMAI

- Saugokite įkrovimo kabelį nuo vandens.
- Po valymo įsitikinkite, kad įkrovimo kabelis yra visiškai sausas prieš jungdami į sieninį elektros lizdą.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir bus prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Neleiskite vaikams be priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, kad jie nežaistų su produktu.
- Nevalykite jokių gaminio dalių indaplovėje, nebent Valymo skiltyje nurodyta kitaip.
- Gaminio neįkraukite lauke arba netoli įkaitusių paviršių.
- Šiame prietaise nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Jei prietaisas apgadintas, nustokite jį naudoti ir susisieki su klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Jei USB kabelis arba USB maitinimo blokas yra pažeisti, jais nebesinaudokite.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ar eksploatacines medžiagas. Jei komplekte yra, naudokite tik originalų USB kabelį ir USB maitinimo bloką.
- Kad nesusižeistumėte, nepildykite talpyklos karštu vandeniu. Nedėkite pašalinių daiktų į talpyklą.
- Šis prietaisas skirtas tik dantis, dantenoms valyti.
- Nenaudokite akių, ausų ar nosies valymui.
- Galima naudoti daugiausia 4 500 metrų aukštyje.
- Jei prietaisas nenaudojamas virš kriauklės, ant stalviršio ar grindų gali susikaupti vandens ir kilti pavojus paslysti.
- Reguliariai valykite gaminį (ypač talpyklos vidų).
- Įkraukite tik su „Philips WAA1001“, „WAA2001“, UL arba lygiavertiais patvirtintos saugos adapteriais, kurių įvesties galia 100–240 V ~; 50/60 Hz; 3,5 W ir išvesties galia 5 V NS; 2,5 W. Adapterių sąrašą žr. www.philips.com/support.

MEDICININIAI ĮSPĖJIMAI

- Jei jums implantuotas širdies stimulatorius ar kitas prietaisas, prieš naudodamiesi pasitarkite su gydytoju ar implantuoto prietaiso gamintoju.

- Nustokite naudoti prietaisą ir pasitarkite su odontologu / gydytoju, jei po naudojimo pasireiškia per didelis ar užsitęsęs kraujavimas, arba jei naudojimo metu jaučiate diskomfortą ar skausmą.
- Šis prietaisas yra asmeninės priežiūros įrenginys ir nėra skirtas naudoti keliems vartotojams.
- Pasitarkite su savo specialistu odontologu prieš naudodami šį produktą, jei per pastaruosius 2 mėnesius jums buvo atlikta burnos ertmės arba dantenų operacija.

BATERIJOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šiame prietaise yra nekeičiamų baterijų, kurias gali išimti tik kvalifikuoti asmenys.
- Produktą naudokite tik numatytajam tikslui. Prieš naudodami produktą ir akumuliatorių bei priedus atidžiai perskaitykite šią informaciją ir išsaugokite ją ateičiai. Naudojant netinkamai gali kelti pavojų arba rimtus sužeidimus. Teikiami priedai skirtingiems produktams gali skirtis.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ir eksploatacines medžiagas.
- Laikykite gaminį ir baterijas atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.
- Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba indukcinės viryklės.
- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepradurkite, nepažeiskite ir neišardykite gaminio ar baterijos, kad baterijos neįkaistų ar iš jų nesklistų nuodingų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirkščiai.
- Šiame prietaise yra nekeičiamų baterijų. Kai baigiasi baterijos naudojimo laikas, prietaisą būtina tinkamai šalinti, žr. skyrių apie perdirbimą.
- Įkraukite ir naudokite produktą nuo 3°C iki 40°C (nuo 37 °F iki 104 °F). temperatūroje.
- Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos, produktas ir baterijos yra sausi.
- Norėdami išvengti išimtų baterijų netyčinio trumpojo jungimo, saugokite baterijų gnybtus nuo sąlyčio su metaliniais objektais (pvz., monetomis, plaukų segtukais, žiedais). Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

- Energijos sąnaudos per:
 - Išjungimo režimas (be priedų) < 0,1 W
 - Mažos energijos vartojimo režimas < 0,3 W
 - Įkrovimas: USB įkrovimas (5V NS, 1A)

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Laikymo ir gabenimo sąlygos


Temperatūra (gabenimo ir laikymo) nuo -20 °C iki +60 °C
(-4°F and 140 °F)

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Ant gaminio gali būti šie simboliai:



Šis simbolis reiškia, kad prieš naudodami prietaisą turite perskaityti naudojimo instrukcijas.



Šis simbolis reiškia, kad reikia naudoti nurodytą maitinimo šaltinį.

Atjungiamo maitinimo šaltinio dalis: „xxxxxx“ nurodo patvirtintų naudoti įkroviklių modelio numerį.

Įvadas

Sveiki atvykę į „Philips“! Sveikiname gavus naują „Sonicare Compact Flosser“. Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu **philips.com/welcome**.

Paskirtis

„Philips Sonicare Compact Power Flosser“ yra burnos irigatorius, skirtas apnašoms ir maisto likučiams pašalinti iš tarpdančių ir nuo dantų paviršių, kad būtų galima sumažinti dantų ėduonį ir pagerinti bei palaikyti dantenų

sveikatą. Šis gaminys skirtas naudoti namie ir paprastai naudojamas bent kartą per dieną.

Jūsų „Philips Sonicare Compact Flosser“

- 1 Antgalio atlaisvinimo mygtukas
- 2 Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas
- 3 Režimo mygtukas
- 4 Režimo indikatoriaus lemputė
- 5 Baterijos indikatoriaus lemputė
- 6 Talpykla
- 7 Pripildymo anga / Antgalių dėklas
- 8 Įkrovimo prievadas

Priedai


- 9 „Comfort“ antgalis
- 10 Standard antgalis
- 11 USB-A lizdas į mažą kištuką (sieninis adapteris neįtrauktas)

Pastaba. Priedai gali būti skirtingi, priklausomai nuo nupirkto modelio.


Pradžia


Nustatykite savo „Compact Flosser“

- 1 Švelniai patraukite už pripildymo angos dangtelio.




- 2 Išimkite antgalį iš laikymo skyriaus.






- 3 Įstatykite pageidaujamą antgalį į prietaisą.

Pastaba. Įsitinkinkite, kad antgalis iki galo įstatytas ir lygus su prie prietaiso viršutine dalimi.



- 4 Įsitinkinkite, kad pripildymo angos dangtelis atidarytas, ir patraukite talpyklą žemyn.

Pastaba. Kai pripildymo angos dangtelis atidarytas, talpyklą lengviau patraukti žemyn.





- 5 Traukite talpyklą žemyn, kol prietaiso kamštis atsидurs virš kamščio talpyklos viduje.


Talpyklos pripildymas

Įspėjimas. Prieš pildydami talpyklą ir naudodamiesi „Compact Flosser“ prietaisu, iš jo išimkite įkroviklį.

- 1 Atidarykite pripildymo angą ir užpildykite talpyklą drungnu vandeniu.
Arba




Vandenį taip pat galima pilti tiesiai į rezervuarą. Švelniai ištraukite rezervuarą nuo Compact Flosser ir pripildykite vandens iki maksimalaus užpildymo linijos. Vėl pritvirtinkite talpyklą ir įsitinkinkite, kad prietaiso ir talpyklos kamštis yra tinkamai įstatyti.



2 Švelniai uždarykite pripildymo angą.

Pastaba. Pildydami talpyklą neviršykite maksimalios pildymo linijos (200ml).

Režimai



Jūsų „Compact Flosser“ turi iki tris skirtingus režimus. Norėdami perjungti režimus, paspauskite režimo mygtuką.

Režimai turi skirtingą intensyvumą. Įtraukti į sąrašą nuo žemo iki aukšto:

„Sensitive“

Šis režimas su laikmačiu užtikrina švelnų vandens slėgį. Laikmatis kas 15 sekundžių trumpam pristabdo vandens srovę – tai reiškia, kad reikia pereiti prie kitos burnos dalies.

Pulsas

Šis režimas, kaitalioja stiprų ir švelnų pulsą, yra skirtas masažuoti ir stimuliuoti dantenas. Laikmatis kas 15 sekundžių trumpam pristabdo vandens srovę – tai reiškia, kad reikia pereiti prie kitos burnos dalies.

Clean


Šis režimas turi laikmatį ir užtikrina pastovų vandens slėgį bei puikų valymą. Laikmatis kas 15 sekundžių trumpam pristabdo vandens srovę – tai reiškia, kad reikia pereiti prie kitos burnos dalies.

Pastaba. Naudodami pirmą kartą, įjunkite prietaisą „Sensitive“ režime, kad pasiektumėte mažiausią intensyvumą. Rekomenduojama po truputį didinti intensyvumą kelias naudojimo savaites. Tokiu būdu tarpdančiai bus geriau išvalyti, nes galėsite toleruoti didesnę intensyvumą.

Pastaba. „Compact Flosser“ pristatomas su suaktyvintu laikmačiu. Norėdami įjungti arba išjungti stimuliatorių, kai „Compact Flosser“ išjungtas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite režimo pasirinkimo mygtuką. Kai laikmatis bus išjungtas, baterijos indikatorius lemputė vieną kartą

sumirksės geltonai. Kai laikmatis bus įjungtas, baterijos indikatorius lemputė du kartus sumirksės žaliai.


„Compact Flosser“ naudojimas



- 1 Prieš prietaisą įjungdami, antgalio galiuką nukreipkite į praustuvą. Leiskite vandens čiurkšlei tekėti į praustuvą. Kai iš prietaiso ims tekėti vanduo, prietaisą išjunkite.




- 2 Įkiškite antgalio galiuką į burną. Kad vanduo nesitaškytų, pasilenkite virš praustuvo ir lūpas iš dalies sučiaupkite aplink antgalio galiuką. Likite šiek tiek prasižioję, kad vanduo galėtų tekėti iš burnos į praustuvą.



- 3 Nustatykite antgalio galiuką šiek tiek virš dantenų linijos 90° kampu.




- 4 Paspauskite maitinimo įjungimo ir išjungimo mygtuką ant rankenos, kad įjungtumėte „Compact Flosser“ ir pradėtumėte valyti tarpdančius.



- a Pradėję nuo galinių dantų viršutiniame ar apatiniame žandikaulyje, antgalio galiuką stumkite palei dantenų liniją trumpai sustodami prie kiekvieno tarpdančio.


Pastaba. Pasukite antgalį, kaip norite, kad būtų lengviau nustatytumėte jo padėtį išilgai dantenų linijos.

210 Lietuviškai



- b Laikykitės laikmačio, kad nuvalytumėte to paties burnos skliauto dantų išorinį (15 sekundžių) ir vidinį (15 sekundžių) paviršius (iš viso 30 sekundžių).

Pastaba. Nepamirškite išvalyti dantų iš vidinės pusės.




- c Laikykitės laikmačio ir dar kartą valykite 15 sekundžių kito burnos skliauto vidinius ir išorinius dantų paviršius, kol išvalysite visas ertmes aplink dantis ir tarp jų. Iš viso turėtumėte valyti bent vieną minutę.

Pastaba. Naudodamiesi „Compact Flosser“ prietaisu galite sustabdyti vandens srautą paspausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Pastaba. Jei talpyklą nuspręsite pripildyti, kai prietaisu naudojotės, ją pildydami prietaisą išjunkite, o kai įjungsite – tęskite nuo tos vietos, kur baigėte, kol išvalysite visas ertmes aplink dantis ir tarp jų (iš viso turėtumėte valyti bent vieną minutę).


Kiekvieną kartą panaudojus



- 1 Nuimkite antgalį patraukdami antgalį ir tuo pačiu metu laikydami antgalio atleidimo mygtuką.



- 2 Galiuką nuskalaukite šiltu vandeniu.



- 3 Švelniai atidarykite pripildymo angą „Compact Flosser“ viršuje.
- 4 Išpilkite vandens perteklių. Nausinkite antgalį, rankenos išorę ir talpyklą.
- 5 Įkiškite antgalį atgal į rankenėlę.

Pastaba. Kad palengvintumėte džiovinimą, palikite pripildymo angą atvirą arba palikite „Compact Flosser“ išardytą tarp naudojimo (talpyklą galima visiškai nuimti).


Pastaba. Nepalikite „Compact Flosser“ nesurinkto ilgiau nei būtina.

Įkrovimas ir baterijos būseną


Jūsų Sonicare Compact Flosser sukurtas taip, kad būtų galima atlikti mažiausiai 24 dantų siūlų naudojimo seansus, kurių kiekvienas trunka 1 minutę su visiškai įkrauta baterija. Įrenginys išsijungs po 2 minučių naudojimo.

Pastaba. Prieš naudojant pirmą kartą baterijos visiškas įkrovimas gali trukti iki 4 valandų, bet jūs galite naudotis „Compact Flosser“ prieš jį visiškai įkraunant.

Įkrovimas




- 1 Švelniai patraukite įkrovimo prievado dangtelį, esantį „Compact Flosser“ šone, kad atidengtumėte įkrovimo prievadą.



- 2** Prijunkite USB-A kabelį į mažo kištuko įkrovimo laidą prie 5 V USB sieninio adapterio.

Pastaba. Sieninis adapteris yra pridedamas ne prie visų modelių. Naudokite tik 5V adapterį (A tipo).



- 3** Prijunkite USB-A į mažo kištuko įkrovimo kabelį prie įkrovimo prievado.

Pastaba. Prieš prijungdami USB-A kabelį prie mažo kištuko įkrovimo kabelio įsitikinkite, kad rankena visiškai sausa.



- 4** Įkraunant mirksi baterijos indikatorius.

- 5** Uždarykite „Compact Flosser“ įkrovimo prievado dangtelį, kai jo aktyviai neįkraunate.

Baterijos būseną

Baterijos būseną

Baterijos indikatorius rodo baterijos būseną, kai baigiate tarpdančių valymo seansą arba kai „Compact Flosser“ pristabdote.

Kai „Compact Flosser“ įkraunamas

Baterijos būseną	Baterijų indikatorius
Visiškai	Nuolat šviečia žaliai
Įkrovimas	Mirksi žaliai

Pastaba. Baterijos indikatorius mirksės, kol prietaisas bus visiškai įkrautas. Kai prijungtas prietaisas pasieks visišką įkrovą, lemputė 30 sekundžių švies žaliai nemirksėdama ir tada išsijungs.

Kai „Compact Flosser“ nėra įkraunamas

Baterijos būseną	Baterijų indikatorius
Visiškai	Nuolat šviečia žaliai
Vidutinė	Mirksi žaliai
Žemas	Mirksi geltonai
Tuščia	Mirksi geltonai 5 sekundes, tada „Compact Flosser“ išsijungia automatiškai


Pastaba. Kai rodomas mažos baterijos įkrovos indikatorius, „Compact Flosser“ prietaisu dar galima atlikti bent tris 1 minutės trukmės tarpdančių valymo seansus.

Valymas


„Compact Flosser“ reikia valyti kartą per savaitę. Prietaisą ir priedus valykite, kaip nurodyta toliau. Priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Pastaba. Nenaudokite ir nevalykite prietaiso su daug alkoholio turinčiais valymo tirpalais.


Įspėjimas. Nevalykite „Compact Flosser“, kai USB-A prie mažo kištuko įkrovimo laidas yra prijungtas. Prieš prietaisą valydami, jį atjunkite ir uždarykite įkrovimo prievado dangtelį.




- 1 Nuimkite antgalį patraukdami antgalį ir tuo pačiu metu laikydami antgalio atleidimo mygtuką.




- 2 Galiuką nuskalaukite šiltu vandeniu.



- 3 Švelniai atidarykite pripildymo angą „Compact Flosser“ viršuje.



- 4 Išpilkite likusį vandenį į kriauklę.




- 5 Talpyklą iš „Compact Flosser“ atsargiai išimkite ją nuimdami. Talpyklą galima plauti rankomis šiltu vandeniu ir švelniu muilu. Prireikus rankeną galite nuvalyti minkšta šluoste ir švelniu muilu.


Laikymas

Jūsų „Compact Flosser“ sukurtas taip, kad rankenoje galėtumėte laikyti vieną antgalį. Šia galimybe galite pasinaudoti toliau nurodytu būdu.


- 1 Nuimkite antgalį patraukdami antgalį ir tuo pačiu metu laikydami antgalio atleidimo mygtuką.




- 2 Švelniai atidarykite pripildymo angą „Compact Flosser“ viršuje.



- 3 Įkiškite antgalį į pripildymo angą.




- 4 Sutraukite „Compact Flosser“, pastumdami talpyklą aukštyn.



Pastaba. Kai pripildymo angos dangtelis atidarytas, talpyklą lengviau sutraukti.

- 5 Švelniai uždarykite pripildymo angą.



Pakeitimas

Antgalius keiskite kas 6 mėnesius; pažeistus antgalius keisite iškart. Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **philips.com** arba kreipkitės į vietinį „Philips Sonicare“ platintoją.

Pastaba. „Compact Flosser“ yra suderinamas tik su „Philips Sonicare Compact Flosser“ antgaliais. Jis nesuderinamas su kitais „Philips Sonicare“ antgaliais, pavyzdžiui, skirtais „Power Flosser“.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Klausimas	Atsakymas
Ar savo rezervuare galiu naudoti burnos skalavimo skystį arba eterinius aliejus?	Nerekomenduojama rezervuare naudoti eterinių aliejų. Burnos skalavimo skystį rezervuare galima naudoti sumaišius su vandeniu. Kad prietaisas neužsikimštų, panaudoję burnos skalavimo skystį jį išskalaukite dalį rezervuaro užpildę šiltu vandeniu ir veikiančio produkto galiuką nukreipdami į kriauklę, kol rezervuaras bus tuščias.
Ar kiti antgaliai tiks mano „Philips Sonicare Compact Flosser“?	Šiam prietaisui naudokite tik „Philips“ N1 ir N2 antgalius. Kiti „Philips“ arba ne „Philips“ antgaliai su šiuo gaminiu nesuderinami.
Kaip dažnai turiu keisti antgalį?	Patariame keisti antgalį po 6 mėnesių naudojimo. Daugiau informacijos apie atsarginių dalių pirkimą rasite apsilankę philips.com
Man sunku išplėsti talpyklą	Prieš bandydami išplėsti talpyklą, atidarykite pripildymo angą ir nuimkite antgalį. Tai turėtų padėti lengvai išplėsti talpyklą.

Garantija ir pagalba

„Philips“ savo produktams teikia dviejų metų garantiją nuo pirkimo datos. Defektus, susijusius su netinkamomis

medžiagomis ar gamybos kokybe, „Philips“ suremontuos arba pakeis produktą savo sąskaita, jei garantijos laikotarpiu bus pateiktas įtikinamas pirkimo įrodymas. Kad veiksmingumas būtų optimalus, „Philips“ rekomenduoja naudoti originalius „Sonicare“ antgalius. Naudojant kitokius antgalius gali būti apgadintas jūsų „Compact Flosser“ ir apribota jūsų garantinė apsauga. Susisiekite su mūsų pagalbos klientams centru numeriu 1-800-682-7664 arba **www.philips.com/sonicare-warranty** (Šiaurės Amerikoje), už Šiaurės Amerikos ribų susisiekite su vietos „Philips“ pagalbos klientams centru. Norėdami gauti produkto informaciją ir internetines naudotojo instrukcijas, apsilankykite: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Šiaurės Amerika) arba **www.philips.com/support** (už Šiaurės Amerikos ribų).

GARANTIJOS IŠIMTYS

Kam garantija netaikoma:

- antgaliams;
- apgadinimams, kurie įvyko naudojant nepatvirtintas atsargines dalis arba nepatvirtintus antgalius;
- apgadinimams dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, nerūpestingumo, keitimo ar neteisėto remonto;
- įprastam nusidėvėjimui, įskaitant nuskilimus, įbrėžimus, nutrynimus, spalvos pakitimą ar išblukimą.

NUMANOMOS GARANTIJOS

BET KOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI IR TIKIMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, APRIBOJAMOS IKI ANKSČIAU NURODYTŲ IŠSKIRTINIŲ GARANTIJŲ TRUKMĖS. KAI KURIOSE VALSTIJOSE NUMANOMŲ GARANTIJŲ TRUKMĖS APRIBOJIMAI NETAIKOMI.

KOMPENSACIJŲ RIBOJIMAS

JOKIU ATVEJU „PHILIPS“ AR BET KURIS IŠ JOS FILIALŲ AR DUKTERINIŲ ĮMONIŲ NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS SPECIALIUS, SUSIJUSIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, GRINDŽIANT GARANTIJOS PAŽEIDIMU, SUTARTIES NEVYKDYMU, APLAUDUMU, DELIKTU AR BET

KOKIA TEISINĖ TEORIJA. TOKIA ŽALA APIMA, NEAPSIRIBOJANT, SANTAUPŲ ARBA PAJAMŲ PRARADIMĄ, PELNO PRARADIMĄ, NEGALĖJIMĄ NAUDOTI, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS, ĮSKAITANT, NEAPSIRIBOJANT, ODONTOLOGŲ IR DANTŲ HIGIENOS SPECIALISTŲ; IR BET KOKIOS PAKAITINĖS ĮRANGOS AR PASLAUGŲ KAINĄ. KAI KURIOSE VALSTIJOSE NELEIDŽIAMOS SUSIJUSIOS ARBA PASEKMINĖS ŽALOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAS.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad elektros produktai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis.
- Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.
- Informacija apie „Philips“ gaminiuose esančias chemines medžiagas, kurioms taikomas REACH, pateikiama interneto svetainėje www.philips.com/REACH


Pakartotinai įkraunamos baterijos išėmimas

Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuoti profesionalai, kai produktas yra utilizuojamas. Instrukcijos, kaip išimti integruotas įkraunamas baterijas, pateikiamos **www.philips.com/support**.

- Šiame prietaise yra pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija. BŪTINA PERDIRBTI ARBA ŠALINTI TINKAMAI.

Kad galėtumėte išimti įkraunamą bateriją, jums reikės atsuktuvą ir vielos žnyplių. Atlikdami toliau nurodytus veiksmus laikykitės pagrindinių saugos taisyklių.

- 1 Norėdami išseivinti įkraunamą bateriją, leiskite „Compact Flosser“ veikti, kol jis sustos.




- 2 Išimkite talpyklą ją nuimdami.


- 3 Nuimkite du užsukamus dangtelius.




- 4 Nuimkite varžtus.




- 5 Ištraukite vidinius komponentus iš korpuso.



- 6 Nuimkite baterijos dangtelį.



- 7 Ištraukite bateriją iš laikiklio. Nupjaukite laidas, kad išimtumėte bateriją.



Atsargiai! Saugokitės aštrių baterijos liežuvelių kraštų ir nesusižeiskite pirštų.

- 8 Užklijuokite baterijos kontaktus juosta, kad užkirstumėte kelią trumpajam jungimui, esant liekamajai baterijos įkrovai.

- 9 Dabar pakartotinai įkraunamą bateriją galima perdirbti, o likusią produkto dalį tinkamai išmesti.

Pastaba. Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką.



A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja. A termék, illetve akkumulátorainak és tartozékainak használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az információkat, és őrizze meg őket. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet, illetve súlyos sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Tartsa a töltőkábelt víztől távol.
- Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a töltőkábel teljesen száraz, mielőtt csatlakoztatja a fali aljzathoz.
- A készüléket gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A gyermekekre vigyázni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- Ne tisztítsa a termék egyetlen részét sem mosogatógépben, hacsak a Tisztítás fejezetben más utasítás nem szerepel.
- Ne töltsé a készüléket szabadtéren vagy fűtőtestek közelében.
- A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt. Ha a készülék meghibásodott, ne használja tovább, hanem lépjen kapcsolatba az országában illetékes ügyfélszolgálattal. Ha az USB-kábel vagy az USB-tápegység megsérült, ne használja tovább.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és fogyóeszközöket használjon. Ha a termékhez kapott USB-kábelt és USB-tápegységet, csak ezeket használja.
- Testi sérülés elkerülése érdekében ne használjon forró vizet a tartály feltöltéséhez. Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a tartályba.
- A készüléket kizárólag fogak és fogíny tisztítására tervezték.
- Ne használja szem, fül vagy orr tisztítására.
- A termék legfeljebb 4500 méteres tengerszint feletti magasságban használható.
- A víz összegyűlhet a pulton vagy a padlón, és csúszásveszélyt jelenthet, ha a készüléket nem a mosdókagyló felett használják.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket (különösen a tartály belsejét).
- Csak a Philips WAA1001, WAA2001, UL vagy azzal egyenértékű biztonsági minősítéssel és bemeneti (100–240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W), illetve kimeneti teljesítménnyel (5 V DC; 2,5 W) rendelkező töltővel töltsé. Az adapterek listáját a www.philips.com/support oldalon találja.

EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha szívritmusszabályozója vagy egyéb beépített gyógyászati eszköze van, használat előtt forduljon a kezelőorvosához vagy a gyógyászati eszköz gyártójához.
- Ha a készülék használata után túlzott vagy hosszan tartó vérzés jelentkezik, illetve ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztal, hagyja abba a használatát, és forduljon fogorvoshoz vagy orvoshoz.
- A készülék a személyes higiénia fenntartásának eszköze, és nem arra szolgál, hogy több felhasználóval közösen használja.
- A készülék használata előtt kérje ki fogorvosa tanácsát, ha az elmúlt 2 hónapban szájsebészeti műtétje volt.

ELEMEKRE ÉS AKKUMULÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek távolíthatnak el.
- A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja. A termék, illetve akkumulátorainak és tartozékainak használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az információkat, és őrizze meg őket. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet, illetve súlyos sérüléseket okozhat. A különböző termékekkel szállított tartozékok eltérhetnek.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és fogyóeszközöket használjon.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ha a termék abnormálisan felforrósodik, szokatlan szagot bocsát ki, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsse tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szűrja át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltsse túl és ne töltsse az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- A készülék a felhasználó által nem cserélhető elemet tartalmaz. Az akkumulátor élettartamának végén a készüléket megfelelően kell a hulladékba helyezni – ezzel kapcsolatban tekintse meg az Újrahasznosítás című részt.
- A terméket 3 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse fel és használja.

- Ha az elem/akkumulátor sérült vagy szivárog, kerülje a bőrrrel vagy szemekkel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az elemek/akkumulátorok használatakor ügyeljen arra, hogy a keze, a termék és az elemek/akkumulátorok szárazak legyenek.
- Az elemek/akkumulátorok véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében eltávolításuk után ügyeljen arra, hogy érintkezőik ne érjenek fémtárgyakhoz (például érme, hajtű, gyűrű). Ne tekerje az elemeket/akkumulátorokat alufóliába. Mielőtt leselejtezi az elemeket/akkumulátorokat, ragassza le érintkezőiket, vagy tegye őket műanyag zacskóba.
- Energiafogyasztás:
 - Kikapcsolt üzemmódban (tartozékok nélkül) < 0,1 W
 - Energiatakarékos üzemmódban < 0,3 W
 - Töltés: USB töltés (5 VDC, 1 A)

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.


Tárolási és szállítási feltételek

Hőmérséklet (szállítás és tárolás): -20 °C és 60 °C között

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT

A terméken a következő szimbólumok lehetnek láthatók:

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy használja a meghatározott tápegységet.

Leválasztható tápegység: A(z) „xxxxx” a készülékhez használható jóváhagyott töltők típusszámát jelzi.

Bevezetés

Üdvözlí a Philips! Gratulálunk a Sonicare Compact Flosser szájuhany-készülék megvásárlásához. A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a **philips.com/welcome** címen.

Használat célja

A Philips Sonicare Compact Flosser szájuhany eltávolítja a lepedéket és ételmaradékot a fogak közül és a fogak felszínéről, ezáltal csökkenti a fogszuvasodást és javítja, illetve megőrzi a fogíny egészségét. A termék otthoni fogyasztói használatra való, normál esetben pedig naponta legalább egyszer kell használni.


Philips Sonicare Compact szájuhany

- 1 Fúvóka kioldó gombja
- 2 Főkapcsoló
- 3 Üzem mód gomb
- 4 Üzem mód jelzőfény
- 5 Akkumulátor jelzőfénye
- 6 Tartály
- 7 Töltőnyílás/fúvóka tárolása
- 8 Töltőport
- Tartozékok**
- 9 Comfort fúvóka
- 10 Standard fúvóka
- 11 USB-A kis csatlakozóhoz (fali adapter nem tartozék)


Megjegyzés: A csomagban található tartozékok a megvásárolt modelltől függően eltérőek lehetnek.

Előkészítés


A Compact Flosser készülék beállítása



- 1 Óvatosan húzza fel a töltőnyílás fedelét.




- 2 Vegye ki a fúvókát a tárolórekeszből.




- 3 Helyezze be a fúvókát a készülékbe.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a fúvókát teljesen benyomta-e, és egy szintben van-e a készülék tetejével.



- 4 Győződjön meg arról, hogy a töltőnyílás fedele nyitva van, és húzza le a tartályt.

Megjegyzés: Ha a töltőnyílás fedele nyitva van, könnyebb lehúzni a tartályt.




- 5 Húzza lefelé a tartályt, amíg a készüléken lévő ütköző a tartályban lévő ütköző fölé nem kerül.


A tartály feltöltése

Figyelmeztetés: A tartály feltöltése és a készülék használata előtt húzza ki a töltőt a Compact Flosser szájuhanyból.


- 1 Nyissa ki a töltőnyílást, és tölts fel a tartályt langyos vízzel.

Vagy






A víz közvetlenül a tartályba is tölthető. Óvatosan húzza le a tartályt a Compact Flosser készülékről, és töltsse fel vízzel a maximális töltési vonalig. Illessze vissza a tartályt, és győződjön meg arról, hogy a készülék és a tartály ütközője a megfelelő helyen van.



2 Óvatosan zárja le a töltőnyílást.

Megjegyzés: A tartály feltöltésekor ne lépje túl a maximális töltési vonalat (200 ml).

Üzem módok



A Compact Flosser három különböző üzemmóddal rendelkezik. Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg az üzemmód gombot.

Az üzemmódok különböző intenzitásúak. Az alacsony intenzitástól a magasig::

Sensitive

Ez az üzemmód időzítővel kíméletes víznyomást biztosít. Az időzítő 15 másodpercenként a vízáramlás rövid szünetelésével jelzi, hogy mikor kell a készüléket a következő részhez mozgatnia a szájban.

Pulse

Ez az üzemmód erős és kímélő impulzusokat váltogat, és arra szolgál, hogy masszírozza és stimulálja az fogínyt. Az időzítő 15 másodpercenként a vízáramlás rövid szünetelésével jelzi, hogy mikor kell a készüléket a következő részhez mozgatnia a szájban.

Clean


Ez az időzítővel ellátott üzemmód állandó víznyomást biztosít a kiemelkedő tisztaság érdekében. Az időzítő 15 másodpercenként a vízáramlás rövid szünetelésével jelzi, hogy mikor kell a készüléket a következő részhez mozgatnia a szájban.

Megjegyzés: Első használat esetén indítsa el a készüléket Sensitive üzemmódban a legalacsonyabb intenzitáshoz. Azt javasoljuk, hogy az intenzitást több hét alatt

fokozatosan emelje. Ez előnyösebb lehet a tisztítás szempontjából, mivel Ön egyre nagyobb intenzitást tud majd elviselni.

Megjegyzés: Ez a kompakt szájuhany készülék aktivált időzítővel rendelkezik. Az időzítő Compact Flosser kikapcsolt állapotban történő aktiválásához vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az üzemmódválasztó gombot 3 másodpercig. Kikapcsoláskor az akkumulátor jelzőfénye egyszer sárgán felvillan. Bekapcsoláskor az akkumulátor jelzőfénye kétszer zölden felvillan.


A kompakt szájuhany használata



- 1 A készülék bekapcsolása előtt irányítsa a fúvóka hegyét a mosdókagylóra. Hagyja, hogy a víz a mosdókagylóba permetezzen. Kapcsolja ki a készüléket, amikor kifogy belőle a víz.




- 2 Helyezze a fúvóka hegyét a szájába. Hajoljon a mosdókagyló fölé, majd a víz kifröccsenésének elkerülése érdekében résnyire csukja össze az ajkait a fúvóka körül. Hagyjon elegendő helyet, hogy a szájában lévő víz a mosdókagylóba tudjon folyni.



- 3 Tartsa a fúvóka csúcsát merőlegesen az ínye széle fölött.




- 4 A Compact Flosser szájuhany bekapcsolásához és a száj zuhanyozásának megkezdéséhez nyomja meg a fogantyún található be-/kikapcsoló gombot.




- a A felső vagy alsó állkapcsa hátsó fogaitól haladjon előre, és húzza végig a fűvóka végét az ínye mentén, közben pedig rövid időre álljon meg az egyes fogközöknél.

Megjegyzés: Forgassa el a fűvókát tetszés szerint, hogy könnyebben pozícionálhassa az ínyvonal mentén.



- b Kövesse az időzítőt a fogak külső (15 másodperc) és belső (15 másodperc) oldalának tisztításához, összesen 30 másodpercig egy-egy fogíven.

Megjegyzés: Ne felejtse el megtisztítani a fogai belső felületét.




- c Az időzítőt követve ismételje meg a zuhanyozást a másik fogíven további 15 másodpercig belül és 15 másodpercig kívül, amíg a fogak körüli és a fogak közötti összes helyet megtisztítja – összesen legalább egy percre.


Megjegyzés: A vízáramlás használat közben a Compact Flosser be-/kikapcsoló gombjának megnyomásával állíthatja le.

Megjegyzés: Ha használat közben úgy dönt, hogy újratölti a tartályt, kapcsolja ki a készüléket a tartály újratöltése közben, majd folytassa ott, ahol kikapcsolta, amíg a fogai körül és között lévő összes területet legalább egy percre tisztítja.


Használat után




- 1 A fűvókát kifelé húzva, és a fűvóka kioldó gombját ezzel egyidejűleg lenyomva, távolítsa el a fűvókát.




- 2 Meleg vízben öblítse ki a csúcsát.



- 3 Óvatosan nyissa ki a Compact Flosser tetején lévő töltőnyílást.



- 4 Öntse ki a felesleges vizet. Szárítsa meg a fúvókát, a fogantyú külső oldalát és a tartályt.



- 5 Helyezze vissza a fúvókát a markolatba.

Megjegyzés: A száradás megkönnyítése érdekében tartsa nyitva a töltőnyílást, vagy hagyja a Compact Flosser készüléket két használat között szétszerelve (a tartály teljesen lehúzható).



Megjegyzés: Ne hagyja a Compact Flosser készüléket a szükségesnél hosszabb ideig szétszerelve.

Töltés és akkumulátorállapot

A Sonicare kompakt szájuhannyal teljesen feltöltött akkumulátor esetén és alkalmanként 1 percig tartó használatot feltételezve legalább 24-szer lehet száját zuhanyozni. A készülék 2 percnyi használat után kikapcsol.

Megjegyzés: Az akkumulátor teljes feltöltése az első használat előtt akár 4 órát is igénybe vehet, de a Compact Flosser szájuhany teljes feltöltés nélkül is használható.

Töltés



- 1 Óvatosan húzza ki a Compact Flosser oldalán lévő töltőnyílás fedelét, hogy a töltőnyílás láthatóvá váljon.

- 2 Csatlakoztassa az USB-A kis csatlakozós töltőkábelt egy 5 V-os USB-fali adapterhez.

Megjegyzés: Nem minden modellt szállítunk fali adapterrel. Csak 5 V-os adaptert (A típus) használjon.

- 3 Csatlakoztassa az USB-A kis csatlakozós töltőkábelt a töltő aljzathoz.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a fogantyú teljesen száraz, mielőtt csatlakoztatja az USB-A kis csatlakozós töltőkábelt.

- 4 Az akkumulátor jelzőfénye töltés közben villog.

- 5 Zárja be a Compact Flosser készülék töltőnyílásának fedelét, amikor nem tölti.

Akkumulátor állapota

Akkumulátor állapot

Az akkumulátor állapotjelzője mutatja az akkumulátor állapotát, amikor befejezi a száj zuhanyozását, vagy amikor szünetelteti a Compact Flosser használatát.

Amikor a Compact Flosser töltődik

Akkumulátor állapota	Akkumulátor jelzőlámpája
Feltöltve	Folyamatos zöld fény
Töltés	Villogó zöld fény

Megjegyzés: Az akkumulátor jelzőfénye villog, amíg teljesen fel nem töltődik. Amikor teljesen feltöltődött, miközben be van dugva, a lámpa 30 másodpercig folyamatosan zöld színnel világít, majd kikapcsol.

Amikor a Compact Flosser nem töltődik

Akkumulátor állapota	Akkumulátor jelzőlámpája
Feltöltve	Folyamatos zöld fény
Közepes	Villogó zöld fény
Alacsony	Villogó sárga fény
Lemerült	5 másodpercig sárgán villog, és a Compact Flosser automatikusan kikapcsol


Megjegyzés: A Compact Flosser készülék úgy van kialakítva, hogy amikor megjelenik az alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése, akkor még legalább 3-szor lehessen 1 percen át száját zuhanyozni.

Tisztítás

A Compact Flosser készüléket hetente egyszer kell tisztítani. Tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat az alábbiak szerint. A tartozékok modellenként eltérőek lehetnek.

Megjegyzés: Ne működtesse vagy tisztítsa a készüléket magas alkoholtartalmú tisztítóoldatokkal.


Figyelmeztetés: Ne tisztítsa a Compact Flosser készüléket, amíg az USB-A kis csatlakozós töltőkábel csatlakoztatva van. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és zárja le a töltőport fedelét!




- 1 A fúvókát kifelé húzva, és a fúvóka kioldó gombját ezzel egyidejűleg lenyomva, távolítsa el a fúvókát.




- 2 Meleg vízben öblítse ki a csúcsát.



- 3 Óvatosan nyissa ki a Compact Flosser tetején lévő töltőnyílást.



- 4 Öntse a maradék vizet a mosdóba.




- 5 Óvatosan lehúzva távolítsa el a tartályt a Compact Flosser készülékről. A tartály kézzel mosható meleg vízzel és enyhe szappannal. Szükség esetén a fogantyút megtisztíthatja egy puha ruhadarabbal és enyhén szappanos vízzel.


Tárolás

A Compact Flosser készüléket úgy tervezték, hogy egy fúvókát a fogantyúban tárolhasson. A funkció használatához:


- 1 A fúvókát kifelé húzva, és a fúvóka kioldó gombját ezzel egyidejűleg lenyomva, távolítsa el a fúvókát.




- 2 Óvatosan nyissa ki a Compact Flosser tetején lévő töltőnyílást.



- 3 Helyezze a fúvókát a töltőnyílásba.




- 4 A tartályt felfelé nyomva csukja össze a Compact Flosser készüléket.



Megjegyzés: Ha a töltőnyílás fedele nyitva van, a tartály könnyebben összecuszkható.

- 5 Óvatosan zárja le a töltőnyílást.



Csere

6 havonta vagy a fej sérülése esetén azonnal cserélje ki a fejeket. A tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához látogasson el a **philips.com** weboldalra, vagy forduljon a helyi Philips Sonicare-márkakereskedőhöz.

Megjegyzés: A Compact Flosser szájuhany csak a Philips Sonicare Compact Flosser fúvókákkal használható. Nem használható más Philips Sonicare fúvókákkal, például a Power Flosser fúvókákkal.

Hibaelhárítás

Kérdés	Válasz
Használhatok szájvizet vagy illóolajokat a tartályban?	Illóolajok használata nem javasolt a tartályban. Vízrel felhígított szájvíz ugyanakkor használható a tartályban. A szájoöblítés után az eltömődés elkerülése érdekében öblítse át az eszközt; ehhez részlegesen töltsen fel a tartályt meleg vízzel, majd irányítsa a fúvóka hegyét a mosdókagylóba, amíg a tartály teljesen ki nem ürül.
Más fúvókák is használhatók a Philips Sonicare Compact Flosser szájuhanyhoz?	Csak Philips N1 és N2 fúvókákat használjon ehhez a készülékhez. Más Philips vagy nem Philips fúvókák nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
Milyen gyakran kell cserélnem a fúvókát?	Azt javasoljuk, hogy 6 hónap használat után cserélje le a fúvókát. A cserealkatrészek vásárlásához kapcsolatos további információkat a philips.com oldalon talál
Nehezen tudom kihúzni a tartályt	Nyissa ki a töltőnyílást, és vegye ki a fúvókát, mielőtt megpróbálná kihúzni a tartályt. A tartályt ezután könnyen ki lehet húzni.

Garancia és terméktámogatás

A Philips a vásárlástól számított két év garanciát vállal az általa forgalmazott termékekre. A nem megfelelő anyagoknak vagy megmunkálásnak tulajdonítható bármilyen hiba esetén a terméket a vásárlás tényét és idejét igazoló számla bemutatása ellenében a Philips saját költségén megjavítja vagy cseréli. A Philips az optimális teljesítményhez eredeti Sonicare fűvókák használatát ajánlja. Más fűvókák használata károsíthatja a Compact Flosser készüléket, és korlátozhatja a garanciális fedezetet. Vegye fel a kapcsolatot a Consumer Care Centerrel az 1-800-682-7664 telefonszámon vagy a **www.philips.com/sonicare-warranty webhelyen** (Észak-Amerika), Észak-Amerikán kívül a helyi Philips Consumer Care Centerrel. Termékinformációkért és online használati utasításokért látogasson el a következő weboldalra: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Észak-Amerika) vagy **www.philips.com/support** (Észak-Amerikán kívül).

KIZÁRÁSOK A GARANCIA HATÁLYA ALÓL

Mit nem fedez a garancia:

- Fűvókák
- A nem engedélyezett cserealkatrészek vagy fűvókák használatából eredő kár
- Helytelen használatból, rongálásból, gondatlanságból, módosításból vagy jogosulatlan karbantartásból adódó kár
- Természetes elhasználódás, letörés, karcolás, kopás, elszíneződés vagy színvesztés

VÉLELMEZETT GARANCIA

A VÉLELMEZETT GARANCIÁK, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS MEGHATÁROZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS, A FENTIEKBEN KIFEJEZETTEN SZEREPLŐ GARANCIÁK IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZOTTAK. EGYES ÁLLAMOKBAN A VÉLELMEZETT GARANCIÁK IDŐTARTAMA NEM KORLÁTOZHATÓ.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KORLÁTOZÁSA

A PHILIPS, VAGY ANNAK BÁRMELY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA VAGY LEÁNYVÁLLALATA, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMILYEN GARANCIÁLIS, SZERZŐDÉSES, KÁRTÉRÍTÉSI VAGY VÉTKESSÉGEN VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGEN ALAPULÓ KÜLÖNLLEGES, ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT. ILYEN KÁR TÖBBEK KÖZÖTT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A MEGTAKARÍTÁS VAGY BEVÉTEL ELVESZTÉSE, A NYERESÉG ELVESZTÉSE, A HASZNÁLATI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE, HARMADIK FELEK KÖVETÉLÉSEI, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FOGORVOSOKAT ÉS SZÁJHIGIÉNIAI SZAKEMBEREKET, ÉS BÁRMILYEN CSEREKÉSZÜLÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE. EGYES ÁLLAMOKBAN AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROK NEM ZÁRHATÓK KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓK.

Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.
- Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.
- A Philips termékekben található REACH-anyagokra vonatkozó információk a www.philips.com/REACH oldalon található.


Az akkumulátor eltávolítása

A beépített akkumulátort a termék hulladékba helyezése előtt egy képzett szakembernek ki kell szerelnie. A beépített akkumulátorok eltávolítására vonatkozó utasítások a www.philips.com/support oldalon található.

- Ez a készülék újratölthető lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A MEGFELELŐ MÓDON KELL ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY ÁRTALMATLANÍTANI.

Az akkumulátor eltávolításához csavarhúzóra és csípőfogóra van szüksége. Tartsa be az alapvető óvintézkedéseket az alábbi lépések követésekor.


- 1 Az újratölthető akkumulátor töltésének lemerítéséhez hagyja a Compact Flosser készüléket addig üzemelni, amíg le nem áll.




- 2 Távolítsa el a tartályt úgy, hogy lehúzza a készülékről.




- 3 Távolítsa el a két csavarvédő kupakot.




- 4 Távolítsa el a csavarokat.



- 5 Húzza ki a belső alkatrészeket a házból.



- 6 Távolítsa el az akkumulátor fedelét.



- 7 Húzza ki az akkumulátort a bőlcsőből. Vágja el a vezetékeket az akkumulátor eltávolításához.

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorfűlek éles szélei ne okozzanak sérülést az ujjain.

- 8 Fedje le ragasztószalaggal az akkumulátor érintkezőit a maradék akkumulátor töltésből adódható elektromos zárlat elkerülése érdekében.
- 9 Az akkumulátor, valamint a termék többi részének hulladékkezelésekor is megfelelően szelektáljon.

Megjegyzés: A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezzel segíti a környezet védelmét.

Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren of ernstig letsel.

WAARSCHUWINGEN

- Houd de oplaadkabel uit de buurt van water.
- Controleer na het reinigen of de oplaadkabel helemaal droog is, voordat u deze weer aansluit op een stopcontact.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- Reinig geen onderdelen van het product in de vaatwasser, tenzij anders aangegeven in het hoofdstuk Reiniging.
- Laad het product niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken op.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Gebruik het apparaat niet meer als het beschadigd is en neem contact op met het Klantenservice in uw land. Als de USB-kabel of de USB-voedingseenheid is beschadigd, mag u die niet meer gebruiken.
- Gebruik alleen originele accessoires of verbruiksgoederen van Philips. Gebruik alleen de originele USB-kabel en USB-voedingsunit, indien deze zijn meegeleverd.
- Vul het reservoir niet met heet water om lichamelijk letsel te voorkomen. Doe geen vreemde voorwerpen in het reservoir.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van uw gebit en uw tandvlees.
- Gebruik dit product niet om ogen, oren of neus schoon te maken.
- De maximale hoogte waarop het product kan worden gebruikt, is 4500 meter.
- Als het apparaat niet boven een gootsteen wordt gebruikt, kan er water op het aanrecht of op de vloer terechtkomen waardoor u kunt uitglijden.
- Reinig het product (vooral de binnenkant van het reservoir) regelmatig.

- Laad het apparaat alleen op met de Philips WAA1001- of WAA2001-adapter, een UL-adapter of een gelijkwaardige goedgekeurde adapter met het juiste ingangsvermogen (100 - 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) en uitgangsvermogen (5 V DC; 2,5 W). Ga naar www.philips.com/support voor de lijst met adapters.

MEDISCHE WAARSCHUWINGEN

- Als u een pacemaker of ander geïmplanteed apparaat hebt, neemt u vóór gebruik van het apparaat contact op met uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat.
- Stop met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw tandarts/arts als er na gebruik sprake is van overmatig bloeden of als u tijdens het gebruik van het apparaat ongemak of pijn ervaart.
- Dit apparaat is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld om door meerdere gebruikers te worden gebruikt.
- Raadpleeg uw tandarts voordat u dit product gaat gebruiken als u in de afgelopen 2 maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of tandvlees hebt ondergaan.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN

- Dit apparaat bevat een niet-vervangbare batterij die alleen door vakbekwame personen mag worden verwijderd.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen.
- Gebruik alleen originele accessoires en verbruiksgoederen van Philips.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product of de batterij niet. Zo voorkomt u dat batterijen oververhit raken of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven. Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak geen kortsluiting en ontlad ze niet.

- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Als de batterij het einde van de levensduur heeft bereikt, moet het apparaat op de juiste wijze worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor de paragraaf over recycling.
- Laad het product op en gebruik het bij een temperatuur tussen 3 °C en 40 °C (37 °F en 104 °F).
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Spoel onmiddellijk met water en roep medische hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen.
- Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.
- Let erop dat na verwijdering de batterijpolen niet contact maken met metalen voorwerpen (zoals een munt, haarspeld of ring), waardoor de batterijen zouden kortsluiten. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.
- Energieverbruik in:
 - Uit-modus (geen hulpstukken) < 0,1 W
 - Energiezuinige modus < 0,3 W
 - Opladen: Opladen via USB (5 VDC, 1 A)

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Omstandigheden voor opslag en transport


Temperatuur (transport en opslag) tussen -20 °C en 60 °C (-4 °F en 140 °F)

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

De volgende symbolen kunnen op het product voorkomen:

Dit symbool betekent dat u de gebruiksaanwijzing moet lezen voordat u het apparaat gebruikt.





Dit symbool betekent dat u de aangegeven voeding moet gebruiken. Onderdeel van afneembare voedingsunit: 'xxxxxx' geeft het modelnummer aan van de goedgekeurde opladers die moeten worden gebruikt.

Introductie

Welkom bij Philips. Gefeliciteerd met uw nieuwe Sonicare Compact Flosser. Registreer uw product op **philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Beoogd gebruik

De Philips Sonicare Compact Flosser is een mondirrigator die bedoeld is om plak en voedselresten tussen de tanden en op het tandoppervlak te verwijderen, om tandbederf te verminderen en de gezondheid van het tandvlees te verbeteren en te behouden. Dit product is bedoeld voor thuisgebruik, normaal minstens één keer per dag.

Uw Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Ontgrendelknop van spuitkop
- 2 Aan/uit-knop
- 3 Modusknop
- 4 Modusindicatielampje
- 5 Batterij-indicatielampje
- 6 Reservoir
- 7 Vulpoort/spuitkop opslag
- 8 Oplaadpoort

Accessoires


- 9 Comfort-spuitkop
- 10 Standard-spuitkop
- 11 USB-A naar kleine stekker (wandadapter niet meegeleverd)

Opmerking: De bijgeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het model.


Het apparaat in gebruik nemen

Uw Compact Flosser instellen


- 1 Trek voorzichtig aan het klepje van de vulpoort.



- 2 Haal de spuitkop uit het opbergvak.




- 3 Steek de spuitkop in het apparaat.




Opmerking: Zorg ervoor dat de spuitkop goed in het apparaat steekt en goed aansluit op de bovenkant van het apparaat.

- 4 Zorg ervoor dat het klepje van de vulpoort is geopend en trek het reservoir naar beneden.




Opmerking: Als het klepje van de vulpoort is geopend, kunt u het reservoir gemakkelijker naar beneden trekken.

- 5 Trek het reservoir naar beneden totdat de stopper van het apparaat zich boven de stopper in het reservoir bevindt.




Het reservoir vullen

Waarschuwing: Koppel de oplader los van de Compact Flosser voordat u het reservoir vult en het apparaat gebruikt.




- 1 Open de vulpoort en vul het reservoir met lauw water.
Of




U kunt het reservoir ook onder de kraan met water vullen. Trek het reservoir voorzichtig van de Compact Flosser af en vul het met water tot het maximumpeil. Bevestig het reservoir weer en zorg ervoor dat de stopper van het apparaat en de stopper van het reservoir goed op hun plaats zitten.

- 2 Sluit de vulpoort voorzichtig.

Opmerking: Let erop dat u bij het vullen niet meer vult dan tot het MAX-peil in het reservoir (200 ml).



Standen



Uw Compact Flosser is uitgerust met drie verschillende standen. Om tussen de verschillende standen te schakelen, drukt u op de modusknop.

De standen hebben verschillende intensiteiten. Van laag naar hoog:

Sensitive

Deze stand, met pacer, geeft een zachte waterdruk. De pacer geeft aan wanneer u naar het volgende gedeelte van uw mond moet gaan door een korte onderbreking in de waterstroom elke 15 seconden.

Pulseren

In deze stand worden sterke en zachte pulsen afgewisseld om het tandvles te masseren en te stimuleren. De pacer geeft aan wanneer u naar het

volgende gedeelte van uw mond moet gaan door een korte onderbreking in de waterstroom elke 15 seconden.


Clean

Deze stand, met pacer, geeft een constante waterdruk voor een uitstekende reiniging. De pacer geeft aan wanneer u naar het volgende gedeelte van uw mond moet gaan door een korte onderbreking in de waterstroom elke 15 seconden.

Opmerking: Voor het eerste gebruik start u het apparaat in de stand Sensitive voor de laagste intensiteit. We raden u aan de gebruikte intensiteit in de loop van een paar weken te verhogen. Hierdoor wordt er beter gereinigd, omdat u dan hogere intensiteiten kunt verdragen.

Opmerking: Deze Compact Flosser wordt met ingeschakelde pacer geleverd. Om de pacer te activeren of te deactiveren terwijl de Compact Flosser is uitgeschakeld, houdt u de modusselectieknop gedurende 3 seconden ingedrukt. Als de pacer is uitgeschakeld, knippert het batterij-indicatorlampje eenmaal oranje. Als de pacer is ingeschakeld, knippert het batterij-indicatorlampje twee keer groen.

De Compact Flosser gebruiken




- 1 Richt de punt van de spuitkop op de gootsteen voordat u het apparaat inschakelt. Laat het apparaat water in de gootsteen spuiten. Schakel het apparaat uit zodra het water spuit.



- 2 Plaats de punt van de spuitkop in uw mond. Leun over de wasbak en sluit uw lippen gedeeltelijk rond de punt van de spuitkop om spatten te voorkomen. Laat voldoende ruimte vrij zodat water uit uw mond in de gootsteen kan stromen.


- 3 Plaats de punt van de spuitkop net boven de rand van uw tandvlees in een hoek van 90° op de tand.



- 4 Druk op de aan/uit-knop op het handvat om de Compact Flosser in te schakelen en te beginnen met flossen.




- a Begin bij de achterste tanden in uw boven- of onderkaak en schuif de punt van de spuitkop langs de rand van uw tandvlees, waarbij u tussen twee tanden steeds even stilhoudt.




Opmerking: Draai de spuitkop zoals gewenst om die gemakkelijker langs de tandvleesrand te plaatsen.

- b Volg de pacer om in één tandboog zowel de buitenkant (15 seconden) als de binnenkant van uw tanden (15 seconden) gedurende 30 seconden te reinigen.



Opmerking: Vergeet niet aan de binnenzijde van uw tanden te reinigen.




- c Volg de pacer en herhaal dit nog eens voor de andere tandboog gedurende 15 seconden aan de binnenkant en 15 seconden aan de buitenkant, totdat u alle ruimtes rond en tussen de tanden hebt gereinigd gedurende ten minste één minuut.


Opmerking: U kunt de waterstroom tijdens het gebruik stoppen door op de aan/uit-knop op de Compact Flosser te drukken.

Opmerking: Als u het reservoir tijdens het gebruik wilt bijvullen, schakelt u het apparaat uit om het reservoir te vullen en gaat u verder waar u gebleven was totdat u alle ruimtes rond en tussen uw tanden gedurende in totaal minstens één minuut hebt gereinigd.


Na gebruik




- 1 Haal de spuitkop eraf door aan de spuitkop te trekken en tegelijkertijd de knop voor het losmaken van de spuitkop ingedrukt te houden.




- 2 Spoel de punt af met warm water.



- 3 Open voorzichtig de vulpoort boven op de Compact Flosser.



- 4 Giet het overtollige water eruit. Droog de spuitkop, de buitenkant van het handvat en het reservoir af.



- 5 Plaats de spuitkop terug op het handvat.

Opmerking: Laat de vulpoort open of laat de Compact Flosser tussen gebruik door gedemonteerd (het reservoir kan er helemaal worden afgehaald) om apparaat beter te laten drogen.

Opmerking: Laat de Compact Flosser niet langer dan nodig gedemonteerd.


Opladen en batterijstatus

Uw Sonicare Compact Flosser is zo ontworpen dat u er met een volledig opgeladen batterij minstens 24 keer


mee kunt flossen, waarbij elke flossbeurt 1 minuut duurt. Na 2 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Het duurt maximaal 4 uur voordat de batterij voor het eerste gebruik volledig is opgeladen, maar u kunt de Compact Flosser al eerder gebruiken.

Opladen




- 1 Trek voorzichtig aan het klepje van de oplaadpoort aan de zijkant van de Compact Flosser om de oplaadpoort te openen.



- 2 Sluit de oplaadkabel van USB-A naar kleine stekker aan op een 5 V USB-wandadapter.

Opmerking: De wandadapter wordt niet bij alle modellen meegeleverd. Gebruik alleen een 5 V-voedingsadapter (Type A).



- 3 Steek de oplaadkabel van USB-A naar kleine stekker in de oplaadpoort.

Opmerking: Zorg ervoor dat het handvat volledig droog is voordat u de oplaadkabel van USB-A naar kleine stekker aansluit.



- 4 De batterij-indicator knippert tijdens het opladen.
- 5 Sluit het klepje van de oplaadpoort op de Compact Flosser wanneer deze niet wordt opgeladen.

Batterijstatus

Batterijstatus

De batterij-indicator geeft de batterijstatus aan wanneer u klaar bent met flossen of wanneer u het gebruik van de Compact Flosser onderbreekt.

Wanneer de Compact Flosser wordt opgeladen

Batterijstatus	Batterij-indicator
Vol	Brandt groen
Opladen	Knippert groen

Opmerking: De batterij-indicator knippert totdat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen terwijl het is aangesloten, brandt het lampje 30 seconden groen waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

Wanneer de Compact Flosser niet wordt opgeladen

Batterijstatus	Batterij-indicator
Vol	Brandt groen
Halfvol	Knippert groen
Bijna leeg	Knippert oranje
Leeg	Knippert 5 seconden oranje en de Compact Flosser wordt automatisch uitgeschakeld


Opmerking: Wanneer de indicatie 'batterij bijna leeg' wordt weergegeven, kunt u met de Compact Flosser nog minstens 3 keer 1 minuut flossen.

Reinigen


De Compact Flosser moet één keer per week worden gereinigd. Reinig het apparaat en de accessoires als volgt. Accessoires kunnen per model verschillen.

Opmerking: Reinig het apparaat niet met schoonmaakmiddelen met een hoog alcoholpercentage.


Waarschuwing: Reinig de Compact Flosser niet terwijl de oplaadkabel van USB-A naar kleine stekker is aangesloten. Neem de oplaadkabel uit het apparaat en doe het kapje op de oplaadpoort voordat u het apparaat reinigt.




- 1 Haal de spuitkop eraf door aan de spuitkop te trekken en tegelijkertijd de knop voor het losmaken van de spuitkop ingedrukt te houden.




- 2 Spoel de punt af met warm water.



- 3 Open voorzichtig de vulpoort boven op de Compact Flosser.




- 4 Giet het overgebleven water in de gootsteen.




- 5 Verwijder het reservoir voorzichtig van de Compact Flosser door dat eraf te trekken. Het reservoir kan met de hand met warm water en milde zeep worden gereinigd. Indien nodig kunt u het handvat reinigen door af te vegen met een zachte doek en milde zeep.

Opbergen


Uw Compact Flosser is zo ontworpen dat u één spuitkop in het handvat kunt opbergen. U gebruikt deze functie als volgt:




- 1 Haal de spuitkop eraf door aan de spuitkop te trekken en tegelijkertijd de knop voor het losmaken van de spuitkop ingedrukt te houden.



- 2 Open voorzichtig de vulpoort boven op de Compact Flosser.




- 3 Steek de spuitkop in de vulpoort.



- 4 Klap de Compact Flosser in door het reservoir omhoog te duwen.

Opmerking: Als het klepje van de vulpoort is geopend, kunt u het reservoir gemakkelijker inklappen.



- 5 Sluit de vulpoort voorzichtig.

Vervanging

Vervang de spuitkoppen om de zes maanden of meteen als ze beschadigd zijn. Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **philips.com** of uw Philips Sonicare-dealer.

Opmerking: Bij de Compact Flosser kunnen alleen de spuitkoppen van de Philips Sonicare Compact Flosser worden gebruikt. Het is niet compatibel met andere Philips Sonicare-mondstukken, zoals die van de Power Flosser.

Problemen oplossen

Vraag	Antwoord
Kan ik mondwater of essentiële oliën gebruiken in het reservoir?	Het wordt afgeraden om essentiële oliën te gebruiken in het reservoir. U kunt wel een mengsel van mondwater en water gebruiken in het reservoir. Spoel het apparaat na gebruik van mondwater om te voorkomen dat het verstopt raakt. Vul daartoe het reservoir met warm water en laat water uit de spuitkop lopen met de punt in de wasbak gericht totdat het reservoir leeg is.
Passen andere spuitkoppen ook op de Philips Sonicare Compact Flosser?	Gebruik uitsluitend Philips N1- en N2-spuitskoppen voor dit apparaat. Andere spuitkoppen van Philips of spuitkoppen van andere merken kunnen niet bij dit product worden gebruikt.
Hoe vaak moet ik de spuitkop vervangen?	We raden u aan de spuitkop na zes maanden gebruik te vervangen. Meer informatie over de aanschaf van reserveonderdelen vindt u op philips.com
Ik kan het reservoir moeilijk uitschuiven	Open de vulopening en verwijder de spuitkop voordat u probeert het reservoir uit te schuiven. Zo kunt u het reservoir gemakkelijk uitschuiven.

Garantie en ondersteuning

Voor Philips-producten geldt een garantietermijn van twee jaar na de datum van aankoop. Materiaal- en constructiefouten worden verholpen (door reparatie of vervanging) op kosten van Philips mits overtuigend bewijs van aankoop wordt overgelegd binnen de daartoe gestelde periode. Philips raadt aan originele Sonicare-spuitskoppen te gebruiken voor optimale prestaties. Bij gebruik van andere spuitskoppen kan de Compact Flosser beschadigd raken en kan de garantie worden beperkt. Neem contact op met onze klantenservice op 1-800-682-7664 of **www.philips.com/sonicare-warranty** (Noord-Amerika) of neem contact op met de plaatselijke klantenservice van Philips als u buiten Noord-Amerika woont. Ga voor productinformatie en online gebruikersinstructies naar: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Noord-Amerika) of **www.philips.com/support** (buiten Noord-Amerika).

GARANTIE-UITSLUITINGEN

Wat valt niet onder de garantie:

- Spuitskoppen
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde vervangende onderdelen of spuitskoppen
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties
- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking

IMPLICIETE GARANTIES

IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE HIERBOVEN BEPAALDE EXPLICIETE GARANTIES. IN SOMMIGE LANDEN ZIJN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING

IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN PHILIPS, HAAR DOCHTERBEDRIJVEN OF AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK VOOR SPECIFIEKE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT NIET-NALEVING VAN GARANTIEBEPALINGEN, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIG ANDER WETTELIJK PRINCIPE. DERGELIJKE SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, OMZETVERLIES; WINSTDERVING; GEBRUIKSVERLIES; VORDERINGEN VAN DERDEN MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TANDARTSEN EN MONDHYGIËNISTEN; EN KOSTEN VAN VERVANGENDE APPARATUUR OF DIENSTEN. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN.

Recyclen



- Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.
- Informatie over REACH-substanties in Philips-producten vindt u op www.philips.com/REACH


De oplaadbare batterij verwijderen

De ingebouwde oplaadbare batterij moet door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het product afdankt. Instructies voor het verwijderen van ingebouwde oplaadbare batterijen zijn te vinden op **www.philips.com/support**.

- Dit apparaat bevat een oplaadbare lithium-ioncel. MOETEN WORDEN GERECYCLED OF OP DE JUISTE MANIER WORDEN WEGGEGOOID.

Om de oplaadbare batterij te kunnen verwijderen, hebt u een schroevendraaier en een draadkniptang nodig. Neem elementaire veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u de hierna beschreven procedure uitvoert.

- 1 Om de oplaadbare batterij te ontladen, laat u de Compact Flosser draaien totdat die stopt.




- 2 Verwijder het reservoir door het eraf te trekken.


- 3 Verwijder de twee schroefdoppen.




- 4 Draai de schroeven los.




- 5 Trek de interne onderdelen uit de behuizing.



- 6 Verwijder het klepje van het batterijvak.





- 7 Trek de batterij uit de houder. Knip de draden door om de batterij te verwijderen.

Let op: Wees voorzichtig met de scherpe randen van de metalen lipjes om verwondingen aan uw vingers te voorkomen.



- 8 Bedek de contactpunten van de batterij met tape om kortsluiting door eventuele restlading van de batterij te voorkomen.
- 9 De batterij kan nu worden gerecycled en de rest van het product kan op de juiste manier worden weggegooid.

Opmerking: Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne informasjonen før du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader.

ADVARSEL

- Hold ladekabelen unna vann.
- Når du er ferdig med rengjøringen, må du passe på at ladekabelen er helt tørr før du kobler den til stikkontakten.
- Dette apparatet kan brukes av barn og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med produktet.
- Med mindre noe annet er angitt i avsnittet "Rengjøring", får ingen deler av produktet vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke bruk laderen utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Dette apparatet inneholder ingen deler som brukeren kan bytte ut. Dersom apparatet blir skadet, avslutt bruk og ta kontakt med forbrukertjenesten i det landet du bor i. Ikke bruk USB-kabelen eller USB-strømforsyningsenheten hvis den er skadet.
- Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksartikler fra Philips. Hvis den følger med, må du bare bruke den originale USB-kabelen og USB-strømforsyningsenheten.
- For å unngå fysisk personskade, må du ikke fylle beholderen med varmt vann. Ikke putt fremmedlegemer i beholderen.
- Dette apparatet er ment å skulle brukes til å pusse tenner og tannkjøtt.
- Ikke bruk det på øynene, i ørene eller i nesen.
- Produktet kan brukes ved maks 4500 meter over havet.
- Hvis du ikke bruker enheten over vasken, kan det oppstå skil risiko ved at det drypper vann på gulvet eller benkeplaten.
- Rengjør produktet (særlig innsiden av beholderen) med jevne mellomrom.
- Lades kun med Philips WAA1001, WAA2001, UL eller tilsvarende sikkerhetsgodkjente adaptere med inngangsspenning (100–240 V~, 50/60 Hz, 3,5 W) og ytelsesgrad (5 VDC, 2,5 W). Du finner en liste over adaptere på www.philips.com/support.

MEDISINSKE ADVARSLER

- Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med legen eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.

- Slutt å bruke apparatet og rådfør deg med tannlegen/legen din dersom det oppstår stor eller langvarig blødning etter bruk, eller hvis du opplever ubehag eller smerter under bruk.
- Dette apparatet er en enhet for personlig pleie og er ikke beregnet på å skulle brukes av flere.
- Kontakt tannlege før du bruker apparatet hvis du har hatt operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de siste 2 månedene.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERI

- Dette apparatet inneholder ikke-utskiftbare batterier som må fjernes av faglærte.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne informasjonen før du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.
- Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksartikler fra Philips.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller bruker unormalt lang tid på å lade seg opp, avbryter du bruken og oppladingen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslett, overlad eller foreta omvendt lading av batterier.
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes. Når batteriet er på slutten av levetiden, skal apparatet kasseres på en ordentlig måte. Se delen om resirkulering.
- Lad opp og bruk produktet ved en temperatur på mellom 3 °C og 40 °C.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.
- Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.
- Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler, ringer), da dette kan føre til at batteriene kortslettes. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.
- Strømforbruk i:

- Av-modus (uten tilbehør) < 0,1 W
- Lavenergimodus < 0,3 W
- Lading: USB-lading (5 V DC, 1 A)

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.


Lagring og transport

Temperatur (transport og oppbevaring) mellom -20 °C og +60 °C.

BEHOLD DISSE INSTRUKSJONENE

Det kan hende produktet er merket med følgende symboler:

Dette symbolet betyr at bruksanvisningen skal leses før apparatet tas i bruk.



Dette symbolet betyr at den indikerte strømforsyningen skal brukes.

Avtakbar strømforsyning del: "xxxxxx" angir modellnummeret til de godkjente laderne som skal brukes.

Innledning

Velkommen hos Philips! Gratulerer med din nye Sonicare Compact Flosser. Registrer produktet på **philips.com/welcome** for å få maksimalt utbytte av støtten som Philips tilbyr.

Tiltenkt bruk

Philips Sonicare Compact Flosser er en munndusj som er designet for å fjerne plakk og matrester mellom tennene, og på tannoverflaten for å redusere karies og bevare tannkjøthelsen. Dette produktet er ment til

hjemmebruk, og skal vanligvis brukes minst én gang om dagen.

Din Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Utløserknapp for munnstykke
- 2 Av/på-knapp
- 3 Modusknapp
- 4 Indikatorlampe for modus
- 5 Batteriindikatorlampe
- 6 Vannbeholder
- 7 Oppbevaring av påfyllingsporten/munnstykket
- 8 Ladeport

Tilbehør


- 9 Comfort-munnstykke
- 10 Standard-munnstykke
- 11 USB-A til lite støpsel (det følger ikke med veggadapter)

Merk: Inkludert tilbehør kan variere basert på modellen du kjøpte.


Komme i gang


Slik konfigurerer du Compact Flosser

- 1 Trekk forsiktig på dekselet over påfyllingsporten.




- 2 Ta munnstykket ut av oppbevaringsrommet.






- 3 Sett munnstykket inn i enheten.

Merk: Kontroller at munnstykket er satt helt inn, og at det skylles med toppen av enheten.



- 4 Påse at dekselet over påfyllingsporten er åpent, og trekk ned beholderen.

Merk: Det er lettere å trekke ned beholderen når dekselet på påfyllingsporten er åpent.





- 5 Trekk ned beholderen inntil stopperen på enheten befinner seg over stopperen i beholderen.

Fylle på beholderen


Advarsel: Fjern laderen fra Compact Flosser før du fyller beholderen og bruker enheten.

- 1 Åpne påfyllingsporten og fyll beholderen med lunkent vann.

Eller




Det er også mulig å fylle på vann direkte i beholderen. Trekk beholderen forsiktig av Compact Flosser og fyll på vann opp til max-merket. Sett på igjen beholderen og forsikre deg om at stopperen på enheten og beholderen begge er riktig plassert.



2 Lukk påfyllingsporten forsiktig.

Merk: Ikke fyll høyere opp enn til max-merket (200 ml).

Moduser



Compact Flosser er utstyrt med tre forskjellige moduser. Trykk på modusknappen for å veksle mellom modusene. Modusene har ulik intensitet. Sortert fra lav til høy:

Sensitive

Denne modusen med pacer leverer skånsomt vanntrykk. Paceren angir med en kort pause i vannstrømmen hver 15. sekund når du bør bevege deg over til neste område i munnen.

Puls

I denne modusen veksles det mellom kraftige og rolige pulser for å massere og stimulere tannkjøttet. Paceren angir med en kort pause i vannstrømmen hver 15. sekund når du bør bevege deg over til neste område i munnen.


Clean

Denne modusen, med tempostyrer, leverer kontinuerlig vanntrykk for en optimal rengjøring. Paceren angir med en kort pause i vannstrømmen hver 15. sekund når du bør bevege deg over til neste område i munnen.

Merk: Første gang du bruker enheten, bør du starte i Sensitive-modus for lavest intensitet. Det anbefales å øke intensiteten i løpet av noen uker. Du kan da oppnå bedre rengjøringsresultater etter hvert som du tåler høyere intensitet.

Merk: Compact Flosser leveres med pacer aktivert. Hold inne knappen for modusvalg i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere paceren når Compact Flosser er slått av. Når den er deaktivert, blinker batteriindikatorlampen gult én gang. Når den er aktivert, blinker batteriindikatorlampen grønt to ganger.


Slik bruker du Compact Flosser



- 1 Før du slår på enheten, må du peke tuppen til munnstykket mot vasken. La vannet sprute i vasken. Slå av enheten når det kommer vann ut av enheten.




- 2 Plasser tuppen til munnstykket i munnen. Len deg over vasken og lukk leppene delvis over tuppen av munnstykket for å unngå sprut. Pass på at det er nok plass til at vannet kan renne ut av munnen og ned i vasken.



- 3 Plasser tuppen til munnstykket i 90° vinkel rett over kanten på tannkjøttet.




- 4 Trykk på av/på-knappen på håndtaket for å slå på Compact Flosser og bruke tanntråd.




- a Start med de bakerste tennene i over- eller underkjeven, skyv tuppen til munnstykket langs kanten på tannkjøttet og ta en kort pause mellom hver tann.

Merk: Roter munnstykket for enklere plassering langs tannkjøttet.



- b Følg paceren for å rengjøre utsiden (15 sekunder) og innsiden (15 sekunder) av tennene i til sammen 30 sekunder i hver kjevedel.

Merk: Husk å rengjøre baksiden av tennene.




- c Følg paceren og gjenta for andre kjevehalvdel i ytterligere 15 sekunder på baksiden og 15 sekunder på forsiden til alle områder rundt og mellom tennene har vært rengjort i minst ett minutt til sammen.


Merk: Du kan stoppe vannstrømmen under bruk ved å trykke på av/på-knappen på Compact Flosser.

Merk: Hvis du velger å fylle på vannbeholderen under bruk, slår du av enheten mens du fyller på vannbeholderen, og plukker deretter opp der du slapp, til alle mellomrom rundt og mellom tennene dine har blitt rengjort i minst ett minutt.

Etter hver bruk



- 1 For å ta av munnstykket trekker du i det samtidig som du holder inne utløserknappen for munnstykket.
- 2 Skyll tuppen under varmt vann.



- 3 Åpne forsiktig påfyllingsporten øverst på Compact Flosser.

- 4 Tøm ut eventuelt overskytende vann. Tørk av munnstykket, utsiden av håndtaket og vannbeholderen.

- 5 Sett munnstykket tilbake på plass i håndtaket.

Merk: La påfyllingsporten være åpen eller oppbevar Compact Flosser i demontert stand mellom hver bruk, slik at produktet tørker bedre (beholderen kan tas av helt).

Merk: Ikke la Compact Flosser ligge demontert lenger enn nødvendig.

Lading og batteristatus


Når batteriet i Sonicare Compact Flosser er fulladet, skal det rekke til minst 24 økter som hver varer i 1 minutt. Enheten slår seg av når den har vært brukt i 2 minutter.

Merk: Det kan ta opptil 4 timer å lade batteriet helt opp før første gangs bruk, men Compact Flosser kan brukes før den er fulladet.

Lading




- 1 Trekk forsiktig i dekselet over ladeporten på siden av Compact Flosser for å komme til ladeporten.



- 2** Koble USB-A til lite støpsel-ladekabelen til en 5 V USB-veggadapter.

Merk: Ikke alle modeller har medfølgende veggadapter. Bruk bare en 5 V-adapter (type A).



- 3** Koble USB-A til lite støpsel-ladekabelen til ladeporten.

Merk: Kontroller at håndtaket er helt tørt før du kobler til USB-A til lite støpsel-ladekabelen.



- 4** Batteriindikatoren blinker under lading.

- 5** Lukk dekselet over ladeporten på Compact Flosser når du ikke lader den aktivt.

Batteristatus

Batteristatus

Batteriindikatoren viser batteristatusen når du fullfører en økt, eller når du setter Compact Flosser på pause.

Når Compact Flosser lades

Batteristatus	Batteriindikator
Fulladet	Kontinuerlig grønt
Lading	Blinkende grønt

Merk: Batteriindikatoren blinker til den er fulladet. Når den blir fulladet mens den er koblet til, lyser lampen kontinuerlig grønt i 30 sekunder før den deretter slukner.

Når Compact Flosser ikke lades

Batteristatus	Batteriindikator
Fulladet	Kontinuerlig grønt
Medium	Blinkende grønt
Lav	Blinkende gult
Tomt	Blinker gult i 5 sekunder, og Compact Flosser slår seg av automatisk


Merk: Når indikatoren for lavt batterinivå på Compact Flosser vises, vil gjenværende kapasitet normalt rekke til minst 3 økter som hver varer i 1 minutt.

Rengjøring


Compact Flosser må rengjøres ukentlig. Rengjør enheten og tilbehøret på følgende måte. Tilbehør kan variere fra modell til modell.

Merk: Ikke bruk eller rengjør enheten med rengjøringsmidler som har et høyt alkoholinnhold.


Advarsel: Ikke rengjør Compact Flosser mens USB-A til lite støpsel-ladekabelen er tilkoblet. Koble fra enheten, og lukk dekslet til ladeporten før rengjøring.




- 1 For å ta av munnstykket trekker du i det samtidig som du holder inne utløserknappen for munnstykket.




- 2 Skyll tuppen under varmt vann.



- 3 Åpne forsiktig påfyllingsporten øverst på Compact Flosser.




- 4 Tøm ut eventuelt gjenværende vann i vasken.




- 5 Fjern vannbeholderen forsiktig fra Compact Flosser ved å trekke den av. Vannbeholderen kan vaskes for hånd med varmt vann og mild såpe. Når det er nødvendig, kan du rengjøre håndtaket ved å tørke med en myk klut og mild såpe.

Oppbevaring


Utformingen av Compact Flosser gjør det mulig å oppbevare ett munnstykke i håndtaket. Slik bruker du denne funksjonen:




- 1 For å ta av munnstykket trekker du i det samtidig som du holder inne utløserknappen for munnstykket.



- 2 Åpne forsiktig påfyllingsporten øverst på Compact Flosser.




- 3 Sett munnstykket inn i påfyllingsporten.



- 4 Skyv opp beholderen for å slå sammen Compact Flosser.

Merk: Det er lettere å slå sammen vannbeholderen når dekselet på påfyllingsporten er åpent.



- 5 Lukk påfyllingsporten forsiktig.

Utskiftning

Bytt ut munnstykkene hver 6. måned eller straks de blir skadet. Gå til **philips.com** eller din lokale Philips Sonicare-forhandler for å kjøpe tilbehør eller reservedeler.

Merk: Compact Flosser støtter kun Philips Sonicare Compact Flosser-munnstykker. Den støtter ikke andre Philips Sonicare-munnstykker som for eksempel de som brukes med Power Flosser.

Feilsøking

Spørsmål	Svar
Kan jeg bruke munnskyllevann eller essensielle oljer i beholderen?	Det er ikke anbefalt å bruke essensielle oljer i beholderen. Munnskyllevann kan blandes med vann og brukes i beholderen. For å unngå tilstopping etter bruk av munnskyllevann fyller du beholderen delvis opp med varmt vann og kjører produktet med tuppen rettet mot vasken inntil beholderen er tom.
Kan jeg bruke andre typer munnstykker på Philips Sonicare Compact Flosser?	Bruk kun Philips N1- og N2-munnstykker med denne enheten. Produktet støtter ikke andre munnstykker fra Philips eller andre produsenter.
Hvor ofte må jeg bytte ut munnstykket?	Vi anbefaler at du bytter ut munnstykket etter 6 måneders bruk. Du finner mer informasjon om kjøp av reservedeler på philips.com
Jeg sliter med å trekke ut vannbeholderen	Åpne påfyllingsporten og ta av munnstykket før du forsøker å trekke ut vannbeholderen. Vannbeholderen vil da være enklere å trekke ut.

Garanti og støtte

Philips garanterer sine produkter i en periode på to år etter kjøpsdato. Hvis det oppstår feil som skyldes mangelfulle materialer og mangelfull utførelse, vil Philips reparere eller erstatte produktet for egen regning ved fremvisning av kjøpsbevis i garantiperioden. Philips anbefaler bruk av originale Sonicare-munnstykker for optimal ytelse. Bruk av andre munnstykker kan skade Compact Flosser og begrense garantien. Kontakt

kundestøtte på 1-800-682-7664 eller **www.philips.com/sonicare-warranty** (USA). Kontakt ditt lokale Philips-kundeservicesenter hvis du bor i et annet land enn USA. Du finner produktinformasjon og brukerinstruksjoner på: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (USA) eller **www.philips.com/support** (land utenfor USA).

UNNTAK FRA GARANTIEN

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Munnstykker
- Skader forårsaket av bruk av uautoriserte reservedeler eller uautoriserte munnstykker
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, slitasje, misfarging og falming

UNDERFORSTÅTTE GARANTIER

EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, GJELDER KUN I TIDSROMMET FOR DE UTTRYKKELIGE GARANTIENE SOM ER ANGITT OVER. I VISSE STATER VIL IKKE TIDSBEGRENSNINGER FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FINNE ANVENDELSE.

BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL KOMPENSASJON

PHILIPS SAMT TILKNYTTETE SELSKAPER ELLER DATTERSELSKAPER FÅR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR FØLGESKADER, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER SOM SKYLDES GARANTIBRUDD, KONTRAKTBRUDD, FORSØMMELSE, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANNEN RETTSLIG TEORI. SLIKE SKADER INNBEFATTER, UTEN BEGRENŚING, TAP AV BESPARELSER ELLER INNTEKT; TAP AV PROFITT; UTEBLITT BRUK; KRAV FRA EN TREDJEPART – HERUNDER TANNLEGER OG TANNTEKNIKERE; OG EVENTUELLE UTGIFTER TIL ERSTATTENDE UTSTYR ELLER TJENESTER. ENKELTE STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER

BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.
- Du finner mer informasjon om REACH-stoffene i Philips-produkter på www.philips.com/REACH



Fjerne det oppladbare batteriet

Det innebygde oppladbare batteriet må fjernes av en kvalifisert tekniker når produktet kastes. Instruksjoner for fjerning av innebygde oppladbare batterier finner du på www.philips.com/support.


- Dette apparatet inneholder et oppladbart litiumbatteri. MÅ GJENVINNES ELLER KASTES PÅ RIKTIG MÅTE.

Hvis du vil fjerne det oppladbare batteriet, må du bruke skrutrekker og trådkutter. Følg sikkerhetsreglene når du følger fremgangsmåten nedenfor.


- 1 For å lade helt ut det oppladbare batteriet lar du Compact Flosser kjøre til den stopper.
- 2 Trekk av vannbeholderen for å fjerne den.




- 3 Ta av de to hettene på skruene.




4 Ta ut skruene.



5 Trekk av de innvendige komponentene i kabinettet.



6 Ta av batteridekselet.



7 Trekk batteriet ut av kabinettet. Kutt trådene for å fjerne batteriet.

Forsiktig: Pass på at du ikke skader fingrene dine på de skarpe kantene på batteritappene.

8 Dekk til batterikontaktene med teip for å unngå elektrisk kortslutning fra gjenværende batteristrøm.

9 Det oppladbare batteriet kan nå resirkuleres, og resten av produktet kan kastes.

Merk: Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



Mahsulotdan faqat to'g'ri maqsadda foydalaning. Mahsulotdan hamda uning batareyalari va aksessuarlaridan foydalanishni boshlashdan oldin ushbu axborotni diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik murojaat qilish uchun uni saqlab qo'ying. Noto'g'ri foydalanish xavflarga yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

OGOHLANTIRISHLAR

- Quvvatlash kabellarini suvdan uzoqda tuting.
- Tozalashdan keyin quvvatlash kabeli tarmoqqa ulanishdan oldin to'liq quriganini tekshiring.
- Ushbu jihoz bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ularga jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan bo'lsa yoki ular nazorat ostida bo'lsalar va agar ular undan kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavfni tushunsalar, ishlatilishi mumkin. Bolalar jihozni tozalash va unga xizmat ko'rsatish ishlarini nazoratsiz amalga oshirmasliklari lozim.
- Bolalar mahsulot bilan o'ynamasliklari nazorat ostida bo'lishi lozim.
- Tozalash bo'limida boshqacha ko'rsatma bo'lmasa, mahsulotning hech bir qismini idish yuvish mashinasida tozalamang.
- Mahsulotni tashqarida yoki isitiladigan yuzalar yaqinida quvvatlamang.
- Jihoz foydalanuvchi xizmat ko'rsata olmaydigan qismlarga ega. Agar jihoz shikastlangan bo'lsa, undan foydalanishni to'xtating va mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Agar USB kabeli yoki USB quvvat ta'minoti bloki shikastlansa, undan foydalanishdan to'xtang.
- Faqat original Philips aksessuarlaridan va sarf materiallaridan foydalaning. Agar to'plamda mavjud bo'lsa, faqat original USB kabeldan va USB ta'minot blokidan foydalaning.
- Jismoniy shikast yetishidan saqlanish maqsadida, idishni qaynoq suv bilan to'ldirmang. Idishga begona buyumlar solmang.
- Jihoz faqat tishlar va milklarni tozalash uchun ishlab chiqilgan.
- Ko'zlar, quloqlar yoki burunlarni tozalash uchun foydalanmang.
- Foydalanishning maksimal balandligi – 4500 metr.
- Agar qurilma rakovina ustida ishlatilmasa, suv peshtaxta yoki polda to'planishi va sirpanish xavfini yuzaga keltirishi mumkin.
- Mahsulotni (ayniqsa, idish ichini) muntazam tozalab turing.

- Faqat Philips WAA1001, WAA2001, UL adapterlari bilan yoki tok kirishi (100 - 240V~; 50/60Hz; 3,5W) va chiqishi (5V doimiy tok; 2,5W) qiymatlari bilan ularga teng bo'lgan, xavfsizligi tasdiqlangan boshqa muqobil adapterlar bilan quvvatlang. Adapterlar ro'yxati bilan www.philips.com/support sahifasi orqali tanishib chiqish mumkin.

TIBBIY OGOHLANTIRISHLAR

- Agar sizga kardiostimulyator yoki boshqa qurilma implantatsiya qilingan bo'lsa, foydalanishdan oldin shifokor bilan yoki implantatsiya qilingan qurilma ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashing.
- Agar foydalanishdan keyin ortiqcha qon chiqishi kuzatilsa yoki noqulaylik va og'riq his qilsangiz, jihozdan foydalanishni to'xtating va stomatolog/shifokorga murojaat qiling.
- Bu qurilma shaxsiy parvarishlash qurilmasi bo'lib, uni bir nechta foydalanuvchilar bilan baham ko'rish uchun mo'ljallanmagan.
- Agar oxirgi 2 oy ichida og'izda yoki milklarda jarrohlik ishlari olib borilgan bo'lsa, jihozdan foydalanishdan avval shifokor bilan maslahatlashing.

BATAREYA XAVFSIZLIGIGA OID KO'RSATMALAR

- Bu jihozda almashtirib bo'lmaydigan, faqat malakali shaxslar almashtira oladigan batareyalar mavjud.
- Mahsulotdan faqat to'g'ri maqsadda foydalaning. Mahsulotdan hamda uning batareyalari va aksessuarlaridan foydalanishni boshlashdan oldin ushbu axborotni diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik murojaat qilish uchun uni saqlab qo'ying. Noto'g'ri foydalanish xavflarga yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Taqdim etilayotgan aksessuarlar turli mahsulotlarda o'zaro farqlanishi mumkin.
- Faqat original Philips aksessuarlari va sarf materiallaridan foydalaning.
- Mahsulotni va batareyalarni olovdan nari tuting va quyosh yoki yuqori harorat ta'sirida qoldirmang.
- Agar mahsulot noodatiy qizib ketsa yoki hid chiqarsa yoki rangini o'zgartirsa yoki odatdagidan uzoq vaqt quvvatlang, undan foydalanishni va quvvatlashni to'xtating va Philips kompaniyasiga murojaat qiling.
- Mahsulotni va uning batareyalarini mikroto'liqlik pechga yoki induksiya plitaga qo'ymang.
- Batareyalar qizishi yoki zaharli va xavfli moddalar ajralishining oldini olish uchun jihozni yoki batareyani ochmang, o'zgartirmang, teshmang, shikastlamang yoki qismlarga ajratmang. Qayta quvvatlanadigan batareyalarning qisqa tutashuviga, ortiqcha quvvatlanishiga yoki teskari quvvatlanishiga yo'l qo'ymang.

- Bu jihozda almashtirib bo'lmaydigan batareyalar mavjud. Batareya xizmat muddatining oxiriga yetganida jihoz tegishli tarzda chiqindiga tashlanishi kerak, Qayta ishlash bo'limiga qarang.
- Mahsulotni 3°C va 40°C (37°F va 104°F) orasidagi haroratda quvvatlang va ishlating.
- Agar batareyalar shikastlansa yoki undan suyuqlik sizib chiqsa, teri yoki ko'z bilan teginishdan saqlaning. Agar bu sodir bo'lgan bo'lsa, suv bilan yaxshilab chaying va tibbiy yordamga murojaat qiling.
- Batareyani qo'lga olganingizda, qo'llaringiz, mahsulot va batareyalar quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Batareyani ajratib olgandan so'ng, qisqa tutashuv sodir bo'lmasligi uchun batareya klemmalariga metall buyumlar (masalan, tanga, soch qadagich, uzuk) teginishiga yo'l qo'ymang. Batareyalarni zarqog'ozga o'ramang. Batareyani chiqindiga tashlashdan avval, uning klemmalarini skotch bilan o'rang yoki batareyani paketga soling.
- Quvvat sarfi:
 - O'chiq rejim (biriktirmalarsiz) <0,1 W
 - Kam energiya rejimi <0,3 W
 - Quvvatlash: USB quvvatlash (5VDC, 1A)

Elektromagnit maydonlar (EMF)

Ushbu Philips jihozi elektromagnit maydon ta'siriga taalluqli, amaldagi barcha standartlar va normalarga mos keladi.

Saqlash va tashish sharoitlari

Harorat (tashish va saqlash) — -20°C va +60°C (-4°F va 140°F)

BU KO'RSATMALARNI SAQLANG

Mahsulotda quyidagi belgilar chiqishi mumkin:

Bu belgi jihozni ishlatishdan oldin foydalanish yo'riqnomalarini o'qib chiqishingiz kerakligini anglatadi.





Bu belgi ko'rsatilgan quvvat ta'minotidan foydalanishni anglatadi.

Ajraladigan quvvat ta'minoti qismi: "xxxxx" tasdiqlangan quvvatlagich ishlatilishi zarur model raqamini anglatadi.

Kirish

Philipsga xush kelibsiz! Yangi Sonicare Compact Flosser qurilmasini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Philips taqdim etadigan imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun mahsulotingizni **philips.com/welcome** manzilida registratsiya qiling.

Foydalanish maqsadi

Philips Sonicare Compact Flosser tishlar yemirilishini kamaytirish hamda milkarning salomatligini yaxshilash va saqlash uchun tishlar orasi hamda yuzasidagi qatlamlarni va ovqat qoldiqlarini olib tashlashga mo'ljallangan og'iz irrigatoridir. Bu mahsulot mijoz uyda foydalanishi uchun mo'ljallangan, odatda kuniga kamida bir marta foydalaniladi.


Philips Sonicare Compact Flosser qurilmangiz

- 1 Uchlikning fiksator tugmachasi
- 2 Yoqish/o'chirish tugmachasi
- 3 Rejim tugmasi
- 4 Rejim indikator chirog'i
- 5 Batareya indikator chirog'i
- 6 Idish
- 7 To'ldirish porti/Uchlik saqlagichi
- 8 Quvvatlash porti
- Aksessuarlar**
- 9 Ixcham uchlik
- 10 Standart uchlik
- 11 USB-A dan kichik vilkaga (devor adapteri kiritilmagan)


Izoh: Qadoqdagi aksessuarlar xarid qilingan modelga qarab farqlanishi mumkin.

Ishni boshlash


Compact Flosser qurilmangizni sozlash



- 1 To'ldirish portining qopqog'ini sekin torting.




- 2 Uchlikni saqlash bo'lmasidan chiqarib oling.




- 3 Uchligingizni qurilmaga kiriting.

Izoh: Uchlik to'liq kiritilganini va qurilmaning yuqori qismi bilan bir xil darajada ekanini tekshiring.



- 4 To'ldirish portining qopqog'i ochiq bo'lsa, idishni pastga torting.


Izoh: To'ldirish porti qopqog'i ochiq bo'lsa, idishni pastga tushirish osonroq bo'ladi.



- 5 Qurilmaning to'xtatkichi idish ichidagi to'xtatkichdan yuqori bo'lguncha idishni pastga torting.


Idishni to'ldirish

Ogohlantirish: Idishni to'ldirish va qurilmadan foydalanishdan oldin Compact Flosser qurilmasidan quvvatlagichni chiqarib oling.




- 1 To'ldirish portini oching va idishni iliq suv bilan to'ldiring.

Yoki




Suvni bevosita idishga to'ldirish mumkin. Idishni Compact Flosser qurilmasidan sekin tortib oling va maksimal to'ldirish chizig'igacha suv bilan to'ldiring. Idishni qayta biriktiring hamda qurilma to'xtatkichi va idishning joyiga to'g'ri o'rnatilganini tekshiring.



- 2 To'ldirish portini sekin yoping.

Izoh: Idishni to'ldirayotganda maksimal to'ldirish chizig'idan (200 ml) oshirmang.

Rejimlar



Compact Flosser qurilmangiz uch xil rejim bilan jihozlangan. Rejimlar orasida almashish uchun rejim tugmasini bosing.

Rejimlar turli intensivlikka ega. Pastdan yuqoriga ko'rsatilgan:

Sezuvchan

Bu rejim taymer bilan birgalikda yumshoq suv bosimini ta'minlaydi. Taymer har 15 soniyada suv oqimidagi qisqa pauza bilan qachon og'zingizning keyingi bo'limiga o'tishingiz kerakligini bildiradi.

Puls

Bu rejim kuchli va yumshoq pulslarning almashinuvi orqali ishlaydi hamda milklarni massaj qilish va stimullash uchun mo'ljallangan. Taymer har 15 soniyada suv

oqimidagi qisqa pauza bilan qachon og'zingizning keyingi bo'limiga o'tishingiz kerakligini bildiradi.

Clean

Bu taymerli rejimda yaxshi tozalashni ta'minlash uchun suv doimiy bosimda taqdim etiladi. Taymer har 15 soniyada suv oqimidagi qisqa pauza bilan qachon og'zingizning keyingi bo'limiga o'tishingiz kerakligini bildiradi.

Izoh: Birinchi marta ishlatishda qurilmani eng past intensivlik uchun Sezuvchan rejimida ishga tushiring. Bir necha hafta davomida foydalangandan keyin intensivlikni oshirish tavsiya etiladi. Bu kuchliroq intensivlikka dosh bera olganingiz sababli yaxshiroq tozalash natijalarini ta'minlashi mumkin.

Izoh: Bu Compact Flosser taymer faollashtirilgan holda taqdim etiladi. Compact Flosser o'chirilgan holda taymerni faollashtirish yoki faolsizlantirish uchun rejim tanlash tugmasini 3 soniya bosib turing. Faolsizlantirilganida batareya indikator chirog'i bir marta sariq rangda o'chib yonadi. Faollashtirilganida batareya indikator chirog'i ikki marta yashil rangda o'chib yonadi.


Compact Flosser qurilmangizdan foydalanish



- 1** Qurilmani yoqishdan oldin uchlik uchini rakovinaga qarating. Suvni rakovinaga sachraydigan qiling. Suv qurilmadan chiqishni boshlaganida uni o'chiring.




- 2** Uchlik uchini og'zingizga joylang. Rakovinaga egiling va sachrashning oldini olish uchun lablaringizni uchlik ustidan qisman yoping. Suv og'zingizdan rakovinaga oqishi uchun yetarli joy qoldiring.



- 3 Uchlik uchini milk chizig'i biroz yuqorisidan 90° burchakda tuting.




- 4 Compact Flosser qurilmasini yoqish va tish orasini tozalashni boshlash uchun dastadagi yoqish/o'chirish tugmasini bosing.




- a Yuqori yoki pastki jag'ingizdagi orqa tishlaringizdan boshlab, uchlik uchini milk chizig'i bo'ylab siljiting va har bir tish orasida qisqa pauza qiling.

Izoh: Milk chizig'i bo'ylab joylashishni osonlashtirish uchun uchlikni keraklixa aylantiring.



- b Tishlaringizning tashqi qismini (15 soniya) va tashqi qismini (15 soniya), har bir tish qatorini jami 30 soniya davomida tozalash uchun taymarga amal qiling.

Izoh: Tishlaringizni ichki qismini tozalashni unutmang.




- c Tishlaringiz atrofi va orasidagi barcha bo'shliqlar kamida bir daqiqa tozalanmaguncha og'zingizning boshqa qatorida ichki qismida 15 soniya va tashqi qismida 15 soniya davomida taymarga amal qilgan holda takrorlang.


Izoh: Compact Flosser qurilmasidagi yoqish/o'chirish tugmasini bosish orqali foydalanish paytida suv oqimini to'xtatishingiz mumkin.

Izoh: Agar foydalanish paytida idishni to'ldirishni tanlasangiz, idishni to'ldirish paytida qurilmani o'chirish hamda tishlaringiz atrofi va orasidagi barcha bo'shliqlar kamida bir daqiqa tozalanmaguncha qolgan joyidan davom ettiring.


Har foydalanishdan keyin




- 1 Bir vaqtning o'zida uchlikni tortish va uchlikni chiqarish tugmasini bosib turish orqali uchlikni chiqarib oling.




- 2 Uchini iliq suvda chaying.



- 3 Compact Flosser yuqoridagi to'ldirish portini sekin oching.



- 4 Ortiqcha suvni to'kib tashlang. Uchlik, dasta tashqarisi va idishni quriting.



- 5 Uchlikni dastaga qayta kiring.

Izoh: Quritishni osonlashtirish uchun to'ldirish portini ochiq tuting yoki foydalanish oralig'ida Compact Flosser qurilmasini qismlarga ajratilgan holda qoldiring (idishni butunlay tortib chiqarish mumkin).

Izoh: Compact Flosser qurilmasini yig'ilmagan holda kerak bo'lganidan uzoqroq qoldirmang.

Quvvatlash va batareya maqomi

Sonicare Compact Flosser to'liq batareya quvvatida har bir seans 1 daqiqa davom etganda kamida 24 ta tish orasi


bo'shlig'ini tozalash seansini taqdim etish uchun mo'ljallangan. Qurilma 2 daqiqa ishlatilganidan keyin o'chadi.

Izoh: Birinchi marta foydalanishdan oldin batareya to'liq quvvatlanishiga 4 soatgacha vaqt ketadi, lekin Compact Flosser qurilmasidan to'liq quvvatlanishidan oldin foydalanishingiz mumkin.

Quvvatlash




- 1 Quvvatlash portini ochish uchun Compact Flosser yon tomonidagi quvvatlash porti qopqog'ini ehtiyotlik bilan torting.



- 2 5V USB devor adapteriga USB-A dan kichik vilkaga quvvatlash kabelini ulang.

Izoh: Devor adapteri ba'zi modellarda taqdim etilmaydi. Faqat 5V adapteridan (A turdagi) foydalaning.



- 3 USB-A dan kichik vilkaga quvvatlash kabelini quvvatlash portiga ulang.

Izoh: USB-A dan kichik vilkaga quvvatlash kabelini ulashdan avval dasta to'liq quruqligiga ishonch hosil qiling.



- 4 Batareya indikator quvvatlash paytida o'chib yonadi.
- 5 Faol quvvatlanmayotganida Compact Flosser quvvatlash porti qopqog'ini yoping.

Batareya holati

Batareya holati

Batareya darajasi indikatorini tozalash seansini tugatganingizda yoki Compact Flosser qurilmasini pauza qilganingizda batareya holatini aks ettiradi.

Compact Flosser quvvatlanayotganida

Batareya holati	Batareya indikatorini
To'lgan	Yaxlit yashil
Quvvatlash	Miltillovchi yashil

Izoh: Batareya indikatorini to'liq quvvatlangunigacha o'chib yonadi. U quvvat manbasiga ulangan holatda to'liq quvvatlansa, chiroq 30 soniya davomida yaxlit yashil rangda yonadi va keyin o'chadi.

Compact Flosser quvvatlanmayotganida

Batareya holati	Batareya indikatorini
To'lgan	Yaxlit yashil
O'rtacha	Miltillovchi yashil
Past	Miltillovchi sariq rang
Bo'sh	Sariq rang 5 soniya miltillaydi va Compact Flosser avtomatik ravishda o'chadi


Izoh: Batareya darajasi pastligi indikatorini chiqqanida Compact Flosser kamida 3 ta tish orasi bo'shlig'ini tozalash seansini taqdim etish uchun mo'ljallangan, har bir seans 1 daqiqa davom etadi.

Tozalash


Compact Flosser haftasiga bir marta tozalanishi kerak. Qurilma va aksessuarlarni quyidagicha tozalang. Aksessuarlar qurilmaga qarab farq qilishi mumkin.

Izoh: Qurilmani yuqori alkogolli tozalash eritmalari bilan ishlatmang yoki tozalamang.


Ogohlantirish: USB-A dan kichik vilkaga quvvatlash kabeli ulangan bo'lsa, Compact Flosser qurilmasini tozalamang. Qurilmani uzing va tozalashtan oldin quvvatlash porti qopqog'ini yoping.




- 1 Bir vaqtning o'zida uchlikni tortish va uchlikni chiqarish tugmasini bosib turish orqali uchlikni chiqarib oling.




- 2 Uchini iliq suvda chaying.



- 3 Compact Flosser yuqoridagi to'ldirish portini sekin oching.



- 4 Qolgan suvni rakovinaga to'king.





- 5 Idishni Compact Flosser qurilmasidan tortish orqali ohista chiqarib oling. Idishni iliq suv va yumshoq sovun bilan qo'lda yuvish mumkin. Zarur bo'lganda dastani yumshoq mato va yumshoq sovun bilan artish orali tozalashingiz mumkin.


Xotira

Compact Flosser dastada bitta uchlikni saqlashingiz mumkin bo'lgan tarzda ishlab chiqilgan. Bu funksiyadan foydalanish uchun:

- 1 Bir vaqtning o'zida uchlikni tortish va uchlikni chiqarish tugmasini bosib turish orqali uchlikni chiqarib oling.
- 2 Compact Flosser yuqoridagi to'ldirish portini sekin oching.




- 3 Uchlikni to'ldirish portiga soling.




- 4 Idishni yuqoriga itarish orqali Compact Flosser qurilmasini yig'ing.

Izoh: To'ldirish porti qopqog'i ochiq bo'lsa, idishni yig'ish osonroq bo'ladi.



- 5 To'ldirish portini sekin yoping.



Almashtirish

Uchliklarni har 6 oyda yoki zarar yetganida darhol almashtiring. Aksessuarlar yoki ehtiyot qismlarni xarid qilish uchun **philips.com** manziliga kiring yoki mahalliy Philips Sonicare dilingizga murojaat qiling.

Izoh: Compact Flosser faqat Philips Sonicare Compact Flosser uchliklariga mos keladi. U Power Flosser kabi boshqa Philips Sonicare uchliklariga mos kelmaydi.

Muammolarni bartaraf qilish

Savol	Javob
Idishimda og'iz chayqash suyuqligi yoki efir moylarini ishlatsam bo'ladimi?	Idishda og'iz chayqash suyuqligi yoki efir moylarini ishlatish tavsiya etilmaydi. Og'izni chayqash suyuqligini suv bilan aralashtirib, idishda foydalanish mumkin. Og'ish chayqash suyuqligidan foydalangandan keyin tiqilib qolishning oldini olish uchun idishni qisman iliq suvga to'ldirib, qurilmani uchi rakovinaga qaratilgan holda idish bo'shagunigacha ishlatish orqali chaying.
Boshqa uchliklar Philips Sonicare Compact Flosser qurilmamga tushadimi?	Bu qurilma uchun faqat Philips N1 va N2 uchliklaridan foydalaning. Boshqa Philips yoki Philips bo'lmagan uchliklar ushbu mahsulotga mos kelmaydi.
Uchligimni qanchalik tez-tez almashtirishim kerak?	Biz uchlikni har 6 oy ishlatgandan keyin almashtirishingizni maslahat beramiz. philips.com saytida ehtiyot qismlarni sotib olish haqida batafsil axborot olishingiz mumkin
Idishni kengaytirishda qiyinchilikka duch kelyapman	Idishni kengaytirishga urinishdan oldin to'ldirish portini oching va uchlikni chiqarib oling. Bu idishni oson kengaytirish imkonini berishi kerak.

Kafolat va qo'llab-quvvatlash

Philips o'z mahsulotlariga xarid qilingan kunidan keyin ikki yil kafolat beradi. Nosoz materiallar va ishlanmalar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlar Philips kompaniyasi mablag'lari hisobidan muvofiq davrda xarid qilinganligi haqida ishonchli dalil taqdim etilgan taqdirda tuzatiladi yoki almashtiriladi. Philips optimal unumdorlik uchun original Sonicare Uchliklarini ishlatishni tavsiya qiladi. Boshqa Uchliklardan foydalanish Compact Flosser qurilmangizga zarar yetkazishi va kafolat himoyasini cheklashi mumkin. 1-800-682-7664 yoki **www.philips.com/sonicare-warranty** (Shimoliy Amerika) manzilidagi Mijozlar bilan ishlash markazimizga murojaat qiling, Shimoliy Amerikadan tashqarida mahalliy Philips Mijozlar bilan ishlash markazingizga murojaat qiling. Mahsulot haqidagi axborot va onlayn foydalanuvchi qo'llanmasi uchun ushbu manzilga kiring: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Shimoliy Amerika) yoki **www.philips.com/support** (Shimoliy Amerikadan tashqarida).

KAFOLAT ISTISNOLARI

Bular kafolat bilan qoplanmaydi:

- Uchliklar
- Qayd etilmagan ehtiyot qismlar yoki qayd etilmagan uchliklar sababli kelib chiqqan shikastlar.
- Noto'g'ri foydalanish, zo'riqtirish, beparvo foydalanish, o'zgartirish yoki uchinchi tomon ta'mirlashidan kelib chiqqan shikastlanishlar.
- Odatiy eskirish, jumladan, qirilish, ishqalanish, rang o'zgarishi yoki rang o'chishi

NAZARDA TUTILGAN KAFOLATLAR

HAR QANDAY NAZARDA TUTILGAN KAFOLATLAR, JUMLADAN, TIJORIY QIYMATLILIGI VA MUAYYAN MAQSADGA MUVOFIQLIGI HAQIDAGI NAZARDA TUTILGAN KAFOLATLAR YUQORIDA KO'RSATILGAN ANIQ KAFOLATLAR MUDDATI BILAN CHEKLANADI. AYRIM DAVLATLARDA NAZARDA TUTILGAN KAFOLATLARNING MUDDATIGA CHEKLOVLAR TATBIQ QILINMAYDI.

HUQUQ HIMOYASI VOSITALARI CHEKLOVLARI

HECH QANDAY HOLATDA PHILIPS YOKI UNING FILIAL YOKI SHU'BA KOMPANIYALARI KAFOLATNI BUZISH, SHARTNOMANI BUZISH, BEPARVOLIK, HUQUQBUZARLIK YOKI BOSHQA HAR QANDAY HUQUQIY NAZARIYAGA ASOSLANGAN HAR QANDAY MAXSUS, TASODIFIY YOKI NATIJAVIY ZARARLAR UCHUN JAVOBGAR BO'LMAYDI. BUNDAY ZARARLARGA JAMG'ARMALAR YOKI DAROMADLARNI YO'QOTISH; FOYDANI YO'QOTISH; FOYDALANISHNI YO'QOTISH; UCHINCHI SHAXSLARNING, JUMLADAN, LEKIN BULAR BILAN CHEKLANMAGAN HOLDA, STOMATOLOGLAR VA STOMATOLOG-GIGIYENISTLARNING DA'VOLARI; VA HAR QANDAY O'RINBOSAR JIHOZ YOKI XIZMATLARNING NARXI KIRADI, LEKIN BULAR BILAN CHEKLANMAYDI. BA'ZI DAVLATLAR TASODIFIY YOKI OQIBATLI ZARARLARNI ISTISNO QILISH YOKI CHEKLASHGA RUXSAT BERMAYDI.

Qayta ishlash



- Bu belgi elektrotexnika mahsulotlarini va batareyalarni odatiy maishiy chiqindilar bilan birga yo'q qilish mumkin emasligini anglatadi.
- Mamlakatingizdagi elektrotexnika mahsulotlari va batareyalarni alohida to'plash qoidalariga amal qiling.
- Philips mahsulotlari tarkibida mavjud REACH moddalari haqida ma'lumotlarni www.philips.com/REACH saytida topish mumkin

Qayta quvvatlanadigan batareyani chiqarib olish


Mahsulot tashlab yuborilganda unga o'rnatilgan qayta quvvatlanadigan batareya malakali mutaxassis tomonidan olib tashlanishi lozim. O'rnatilgan qayta quvvatlanadigan batareyalarni olib tashlash bo'yicha ko'rsatmalarni www.philips.com/support manzilida topish mumkin.

- Bu jihozda litiy-ionli qayta quvvatlanadigan batareya mavjud. TEGISHLI TARTIBDA QAYTA ISHLANISHI YOKI CHIQTGA CHIQARILISHI KERAK.

Qayta quvvatlanadigan batareyani chiqarib olish uchun sizga buragich va o'tkir jag'li ombur kerak bo'ladi.

Quyidagi amallarni bajarayotganda asosiy xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qiling.


- 1 Qayta quvvatlanadigan batareyani to'liq quvvatsizlantirish uchun Compact Flosser qurilmasini to'xtatguncha ishlating.




- 2 Idishni tortish orqali chiqarib oling.




- 3 Ikkita vint qopqog'ini yechib oling.




- 4 Vintlarni yechib oling.



- 5 Ichki komponentlarni korpusdan tortib chiqaring.



- 6 Batareya qopqog'ini yechib oling.



- 7 Batareyani bo'lmadan tortib chiqaring. Batareyani chiqarib olish uchun simlarni kesing.

Ogohlantirish: Barmog'ingizni tilib olmaslik uchun batareya tilchasining o'tkir qirralaridan ehtiyot bo'ling.

- 8 Batareyadagi qoldiq quvvatdan qisqa tutashuv sodir bo'lmalik uchun batareya kontaktlarini izolatsion tasma bilan o'rab qo'ying.

- 9 Endi qayta quvvatlanadigan batareyani chiqindiga tashlash, mahsulotning boshqa qismlarini esa utilitatsiya qilish mumkin.



Izoh: Xizmat muddati tugaganda, jihozni odatiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yubormasdan, rasmiy qabul qilish punktiga qayta ishlash uchun topshiring. Bu bilan atrof-muhitni saqlashga yordam berasiz.

Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIA

- Trzymaj przewód ładowarki z dala od wody.
- Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że przewód ładowarki jest całkowicie suchy, zanim podłączysz go do gniazdka elektrycznego.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie myj żadnej części produktu w zmywarce, o ile w rozdziale Czyszczenie nie stwierdzono inaczej.
- Nie ładuj urządzenia na dworze ani w pobliżu źródeł ciepła.
- To urządzenie nie zawiera elementów, które można samodzielnie wymienić lub naprawić. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Jeżeli kabel USB lub zasilacz USB są uszkodzone, należy zaprzestać ich używania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów eksploatacyjnych firmy Philips. Jeśli są w zestawie, należy używać tylko oryginalnego kabla USB i zasilacza USB.
- Aby uniknąć uszkodzenia ciała, nie napełniaj zbiornika gorącą wodą. Nie wkładaj obcych przedmiotów do zbiornika.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł.
- Nie stosować do czyszczenia oczu, uszu lub nosa.
- Maksymalna wysokość użytkowania wynosi 4500 metrów n.p.m.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane nad umywalką, woda może gromadzić się na blacie lub podłodze i stwarzać ryzyko poślizgnięcia się.
- Produkt należy regularnie czyścić (zwłaszcza wewnątrz zbiornika).
- Do ładowania należy stosować wyłącznie zasilacze Philips WAA1001, WAA2001, UL lub równoważne zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa o parametrach wejściowych (100-240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) i parametrach wyjściowych (5 V DC; 2,5 W). Lista zasilaczy znajduje się na stronie www.philips.com/support.

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

- Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem skontaktuj się z lekarzem lub producentem tego urządzenia.
- Należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z dentystą/lekarzem, jeśli po użyciu wystąpi nadmierne lub długotrwałe krwawienie, lub jeśli w trakcie użytkowania występuje dyskomfort lub ból.
- To urządzenie jest urządzeniem do higieny osobistej i nie jest przeznaczone do współużytkowania przez wielu użytkowników.
- W przypadku przejścia operacji szczęki lub żuchwy w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed pierwszym użyciem urządzenia skonsultuj się ze stomatologiem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z AKUMULATORA

- To urządzenie zawiera niewymienne akumulatory, które może wyjąć jedynie odpowiednio przeszkolona osoba.
- Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń. Akcesoria dostępne w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów eksploatacyjnych firmy Philips.
- Produkt i akumulatory należy chronić przed ogniem i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie wolno otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani rozmontowywać produktu lub akumulatorów, aby nie dopuścić do przegrzania albo uwolnienia toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarcia, przeładowywać ani ładować akumulatorów w odwrotnym ustawieniu.
- To urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Gdy skończy się czas eksploatacji akumulatora, urządzenie należy w odpowiedni sposób zutylizować, zob. punkt dotyczący recyklingu.
- Ładuj urządzenie i używaj go w zakresie temperatur od 3°C do 40°C.

- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.
- Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.
- Pobór mocy w poniższych trybach:
 - Tryb wyłączenia (bez podłączonych elementów) < 0,1 W
 - Tryb niskiego zużycia energii < 0,3 W
 - Ładowanie: Ładowanie modelu USB (5 V DC, 1 A)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Warunki przechowywania i transportu


Temperatura (transport i przechowywanie) od -20°C do +60°C

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Na produkcie mogą być widoczne następujące symbole:



Ten symbol oznacza, że należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



Ten symbol oznacza, że należy używać wskazanego zasilacza.

Odłączany zasilacz: „xxxxxx” wskazuje numer modelu zatwierdzonych ładowarek, których można używać.

Wprowadzenie

Witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Gratulujemy zakupu nowego irygatora Sonicare Compact Flosser. Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie **philips.com/welcome**.

Przeznaczenie

Philips Sonicare Compact Flosser to irygator do jamy ustnej, który służy do usuwania płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych pomiędzy zębów oraz z ich powierzchni, co pozwala zminimalizować próchnicę oraz dbać o zdrowie dziąseł i poprawić ich stan. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego co najmniej raz dziennie przy normalnym użytkowaniu.

Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Przycisk zwalniający nasadkę
- 2 Przycisk zasilania
- 3 Przycisk trybu
- 4 Wskaźnik trybu
- 5 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- 6 Zbiornik
- 7 Port do napełniania / Schowek na nasadki
- 8 Port ładowania

Akcesoria


- 9 Nasadka Comfort
- 10 Nasadka Standard
- 11 USB-A z małą wtyczką (zasilacz sieciowy nie jest dołączony)

Uwaga: Załączone akcesoria mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu.


Czynności wstępne

Skonfiguruj irygator Compact Flosser


- 1 Delikatnie pociągnij za pokrywę portu do napełniania.



- 2 Wyjmij nasadkę ze schowka.




- 3 Włóż nasadkę do urządzenia.




Uwaga: Upewnij się, że nasadka jest wsunięta do końca i wyrównana z górną częścią urządzenia.

- 4 Upewnij się, że pokrywa portu do napełniania jest otwarta i pociągnij zbiornik w dół.




Uwaga: Gdy pokrywa portu do napełniania jest otwarta, można łatwiej pociągnąć zbiornik w dół.

- 5 Ciągnij zbiornik w dół, aż zatyczka urządzenia znajdzie się nad zatyczką wewnątrz zbiornika.




Napełnianie zbiornika

Ostrzeżenie: Przed napełnieniem zbiornika i użyciem irygatora Compact Flosser odłącz ładowarkę od urządzenia.



- 1 Otwórz port do napełniania i napełnij zbiornik letnią wodą.


lub




Woda może być również wlewana bezpośrednio do zbiornika. Ostrożnie zdejmij zbiornik z irygatora Compact Flosser i napełnij go wodą do linii maksymalnego napełnienia. Zamocuj zbiornik i upewnij się, że zatyczka urządzenia i zbiornika są prawidłowo założone.

- 2 Ostrożnie zamknij port do napełniania.

Uwaga: Podczas napełniania zbiornika nie należy przekraczać linii maksymalnego napełnienia (200 ml).



Tryby



Irygator Compact Flosser działa w trzech różnych trybach. Do przełączania trybów służy przycisk trybu.

Tryby mają różną intensywność. Tryby przedstawiono w kolejności od najniższej do najwyższej intensywności:

Sensitive (tryb delikatny)

Ten tryb, który wykorzystuje sygnalizator, zapewnia niewielkie ciśnienie wody. Sygnalizator co 15 sekund sygnalizuje krótką przerwę w przepływie wody, podczas której należy przejść do następnego odcinka jamy ustnej.

Impuls

Ten tryb naprzemiennie wytwarza silne i delikatne impulsy oraz jest przeznaczony do masażu i stymulacji dziąseł. Sygnalizator co 15 sekund sygnalizuje krótką

przerwę w przepływie wody, podczas której należy przejść do następnego odcinka jamy ustnej.


Clean

Tryb ten, współpracujący z sygnalizatorem, zapewnia stałe ciśnienie wody, umożliwiając skuteczne czyszczenie. Sygnalizator co 15 sekund sygnalizuje krótką przerwę w przepływie wody, podczas której należy przejść do następnego odcinka jamy ustnej.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu uruchom urządzenie w trybie Sensitive w celu uzyskania najniższej intensywności. Zalecamy stopniowe zwiększanie intensywności na przestrzeni kilku tygodni. Może to zapewnić większą skuteczność czyszczenia, w miarę jak użytkownik przyzwyczaja się do wyższych poziomów intensywności.

Uwaga: Irygator Compact Flosser jest wyposażony w aktywny sygnalizator. Aby włączyć lub wyłączyć sygnalizator przy wyłączonym irygatorze Compact Flosser, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu przez 3 sekundy. Po wyłączeniu wskaźnik akumulatora mignie raz na bursztynowo. Po włączeniu wskaźnik akumulatora mignie dwa razy na zielono.


Korzystanie z irygatora Compact Flosser



- 1 Przed włączeniem urządzenia skieruj końcówkę nasadki do umywalki. Pozwól, aby woda została rozpylona do umywalki. Po wytryśnięciu wody z urządzenia wyłącz je.




- 2 Umieść końcówkę nasadki w ustach. Pochyl się nad umywalką i lekko obejmij końcówkę nasadki ustami, aby uniknąć zachlapania. Pozostaw na tyle duży otwór, aby woda swobodnie wypływała z ust do umywalki.



- 3** Umieść końcówkę nasadki tuż ponad linią dziąseł pod kątem 90°.




- 4** Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania na uchwycie, aby włączyć irygator Compact Flosser i rozpocząć czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.




- a Zaczynając od tylnych zębów w górnej lub dolnej szczęce, przesuwaj końcówkę nasadki wzdłuż linii dziąseł i zatrzymuj się na chwilę między kolejnymi zębami.

Uwaga: Obróć nasadkę tak, aby ułatwić sobie jej ustawienie wzdłuż linii dziąseł.



- b Postępuj zgodnie ze wskazówkami sygnalizatora, aby czyścić zarówno od zewnętrznej (15 sekund), jak i wewnętrznej (15 sekund) strony zębów przez łącznie 30 sekund w jednym łuku jamy ustnej.

Uwaga: Pamiętaj, aby wyczyścić wewnętrzną stronę zębów.




- c Postępuj zgodnie ze wskazówkami sygnalizatora i powtórz powyższe czynności na drugim łuku zębowym przez kolejne 15 sekund po stronie wewnętrznej i 15 sekund po stronie zewnętrznej, aż wszystkie przestrzenie wokół zębów i między nimi zostaną wyczyszczone — powinno to zająć łącznie co najmniej jedną minutę.

Uwaga: Przepływ wody można w trakcie użytkowania zatrzymać, naciskając przycisk włączania/wyłączania irygatora Compact Flosser.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się napełnić zbiornik podczas użytkowania, wyłącz urządzenie na czas napełniania zbiornika, a następnie kontynuuj

czyszczenie od miejsca, w którym zostało przerwane, do czasu aż zostaną oczyszczone wszystkie przestrzenie wokół zębów i między nimi — powinno to zająć łącznie co najmniej jedną minutę.


Po każdym użyciu




- 1 Wyjmij nasadkę, pociągając ją i jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania nasadki.




- 2 Wypłucz końcówkę pod ciepłą wodą.



- 3 Ostrożnie otwórz port do napełniania na górze irygatora Compact Flosser.



- 4 Wylej nadmiar wody. Osusz nasadkę, zewnętrzną część uchwytu i zbiornik.



- 5 Wsuń nasadkę z powrotem w uchwyt.

Uwaga: Aby ułatwić suszenie, otwórz port do napełniania lub pozostaw irygator Compact Flosser w stanie rozłożonym do kolejnego użycia (zbiornik można całkowicie wyjąć).

Uwaga: Nie pozostawiaj irygatora Compact Flosser w stanie rozłożonym dłużej niż to konieczne.

Ładowanie i stan akumulatora


Irygator Sonicare Compact Flosser został zaprojektowany tak, aby zapewnić co najmniej 24 sesje czyszczenia przestrzeni międzyzębowych z których każda trwa 1 minutę przy w pełni naładowany akumulatorze. Urządzenie wyłączy się po dwóch minutach korzystania.

Uwaga: Pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem może potrwać do 4 godzin, ale irygator Compact Flosser można użyć przed pełnym naładowaniem.

Ładowanie




- 1** Delikatnie pociągnij i obróć pokrywę portu ładowania widoczną z tyłu irygatora Compact Flosser, aby odsłonić port ładowania.



- 2** Podłącz kabel ładowania USB-A z małą wtyczką do zasilacza sieciowego USB 5 V.

Uwaga: Zasilacz sieciowy jest dołączony tylko do niektórych modeli. Należy korzystać wyłącznie z zasilacza 5 V (typ A).



- 3** Podłącz kabel ładowania USB-A z małą wtyczką do portu ładowania.

Uwaga: Przed podłączeniem kabla ładowania USB-A z małą wtyczką upewnij się, że uchwyt jest zupełnie suchy.



- 4 Wskaźnik akumulatora miga podczas ładowania.
- 5 Jeśli irygator Compact Flosser nie jest ładowany, nasuń pokrywę na port ładowania.

Stan naładowania akumulatora

Stan naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje jego stan po zakończeniu sesji czyszczenia przestrzeni międzyzębowych lub po wstrzymaniu działania irygatora Compact Flosser.

W trakcie ładowania irygatora Compact Flosser

Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
------------------------------	--

W pełni naładowany	Świeci na zielono
Ładowanie	Błyska na zielono

Uwaga: Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora będzie migać do czasu pełnego naładowania. Po całkowitym naładowaniu urządzenia podłączonego do zasilania wskaźnik ten zacznie świecić na zielono światłem stałym, co potrwa 30 sekund, a następnie wyłączy się.

Gdy irygator Compact Flosser nie ładuje się

Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
------------------------------	--

W pełni naładowany	Świeci na zielono
Średni poziom naładowania	Błyska na zielono
Niski poziom naładowania	Miga na bursztynowo
Wyładowany	Miga na bursztynowo przez 5 sekund, a następnie irygator Compact Flosser automatycznie się wyłączy



Uwaga: Gdy zacznie świecić wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, irygator Compact Flosser zapewni jeszcze co najmniej 3 jednogodzinowe sesje czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

Czyszczenie


Irygator Compact Flosser należy czyścić raz w tygodniu. Urządzenie i akcesoria należy czyścić w następujący sposób. Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.

Uwaga: Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli znajdują się w nim roztwory czyszczące o wysokiej zawartości alkoholu. Nie używaj takich roztworów do czyszczenia urządzenia.


Ostrzeżenie: Nie czyść irygatora Compact Flosser, gdy podłączony jest kabel ładowania USB-A z małą wtyczką. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i zamknij pokrywę portu ładowania.



- 1 Wyjmij nasadkę, pociągając ją i jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania nasadki.
- 2 Wypłucz końcówkę pod ciepłą wodą.
- 3 Ostrożnie otwórz port do napełniania na górze irygatora Compact Flosser.




- 4** Wylej resztki wody do umywalki.




- 5** Ostrożnie wyjmij zbiornik z irygatora Compact Flosser, ściągając go z urządzenia. Zbiornik można myć ręcznie ciepłą wodą i łagodnym mydłem. W razie potrzeby można wyczyścić uchwyt, przecierając go miękką szmatką i łagodnym mydłem.

Przechowywanie


Irygator Compact Flosser został zaprojektowany tak, aby można było przechowywać jedną nasadkę w uchwycie. Aby skorzystać z tej funkcji:




- 1** Wyjmij nasadkę, pociągając ją i jednocześnie przytrzymując przycisk zwalniania nasadki.



- 2** Ostrożnie otwórz port do napełniania na górze irygatora Compact Flosser.




- 3** Włóż nasadkę do portu do napełniania.



- 4 Złóż irygator Compact Flosser, popychając zbiornik do góry.

Uwaga: Gdy pokrywa portu do napełniania jest otwarta, można łatwiej złożyć zbiornik.



- 5 Ostrożnie zamknij port do napełniania.

Wymiana

Należy wymieniać nasadki co 6 miesięcy lub natychmiast w przypadku uszkodzenia. Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **philips.com** lub u lokalnego sprzedawcy produktów Philips Sonicare.

Uwaga: Irygator Compact Flosser jest kompatybilny tylko z nasadkami irygatora Philips Sonicare Compact Flosser. Nie jest kompatybilny z innymi nasadkami Philips Sonicare, takimi jak te do irygatora Power Flosser.

Rozwiązywanie problemów

Pytanie

Czy mogę wlać do zbiornika płyn do płukania jamy ustnej lub olejki eteryczne?

Odpowiedź

Nie zaleca się stosowania olejków eterycznych w zbiorniku. Płyn do płukania jamy ustnej można wymieszać z wodą i wlać do zbiornika. Po użyciu płynu do płukania jamy ustnej przepłucz urządzenie, częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchamiając produkt z końcówką skierowaną do umywalki, aż zbiornik się opróżni, aby zapobiec zatkanie.

Pytanie	Odpowiedź
Czy do irygatora elektrycznego Philips Sonicare pasują inne nasadki?	Do tego urządzenia należy używać wyłącznie nasadek Philips N1 i N2. Inne nasadki firmy Philips lub innych firm nie są kompatybilne z tym produktem.
Jak często trzeba wymieniać nasadkę?	Zalecamy wymianę nasadki po 6 miesiącach użytkowania. Więcej informacji na temat zakupu części zamiennych można znaleźć na stronie: philips.com
Mam trudności z rozłożeniem zbiornika	Przed próbą rozłożenia zbiornika otwórz port do napełniania i wyjmij nasadkę. Powinno to umożliwić łatwe rozłożenie zbiornika.

Gwarancja i pomoc techniczna

Philips udziela gwarancji na swoje produkty na dwa lata od daty zakupu. Usterki spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi zostaną naprawione lub wymienione na koszt firmy Philips, pod warunkiem że użytkownik przedstawi wiarygodny dowód zakupu w czasie obowiązywania gwarancji. Philips zaleca stosowanie oryginalnych nasadek Sonicare w celu uzyskania optymalnej wydajności. Użycie innych nasadek może uszkodzić irygator Compact Flosser i ograniczyć ochronę gwarancyjną. Skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta pod numerem 1-800-682-7664 lub na stronie internetowej **www.philips.com/sonicare-warranty** (Ameryka Północna). Poza Ameryką Północną skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta Philips. Aby uzyskać informacje na temat produktów i instrukcje obsługi online, należy odwiedzić stronę: **https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare** (Ameryka Północna) lub **www.philips.com/support** (poza Ameryką Północną).

WYJĄTKI OD GWARANCJI

- Co nie jest objęte gwarancją:
- Nasadki

- Uszkodzeń spowodowanych użyciem nieautoryzowanych części zamiennych lub nieautoryzowanych nasadek
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji, przeróbkami lub naprawami dokonanymi przez nieupoważnione do tego osoby
- Normalnego zużycia, w tym odprysków, zarysowań, otarć, odbarwień ani wyblakłych kolorów

GWARANCJE DOROZUMIANE

WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYRAŻONYCH OKREŚLONYCH POWYŻEJ. W NIEKTÓRYCH STANACH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH.

OGRANICZENIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA PHILIPS ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI, NARUSZENIA UMOWY, ZANIEDBANIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ. TAKIE SZKODY OBEJMUJĄ, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB PRZYCHODÓW; UTRATĘ ZYSKU; UTRATĘ UŻYTKOWANIA; ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, LEKARZY DENTYSTÓW I HIGIENISTEK DENTYSTYCZNYCH; ORAZ KOSZT WSZELKIEGO ZASTĘPCZEGO SPRZĘTU LUB USŁUG. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH.

Recykling



- Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
- Użytkownik ma obowiązek oddać użyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
- Informacje dotyczące substancji REACH, zawartych w produktach Philips, można znaleźć na stronie www.philips.com/REACH


Wymowanie akumulatora

Wbudowany akumulator powinien zostać usunięty przez wykwalifikowanego specjalistę przed wyrzuceniem produktu. Instrukcje dotyczące wymowania wbudowanych akumulatorów można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

- To urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy.
NALEŻY PODDAĆ RECYKLINGOWI LUB WŁAŚCIWIE ZUTYLIZOWAĆ.

Do wyjęcia akumulatora potrzebne są szczypce do cięcia drutu i śrubokręt. W trakcie wykonywania poniższych czynności przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.


- 1** Aby rozładować akumulator przy dowolnym poziomie naładowania, pozwól irygatorowi Compact Flosser pracować, aż się zatrzyma.




- 2** Wyjmij zbiornik, pociągając go.




- 3** Odkręć dwie nakrętki.




- 4** Wykręć śruby.



- 5** Wyciągnij elementy wewnętrzne z obudowy.



- 6** Zdejmij pokrywę komory akumulatora.



- 7 Wyjmij akumulator z uchwytu. Przetnij przewody, aby wyjąć akumulator.

Ostrożnie: Zwróć uwagę na ostre krawędzie zacisków akumulatora, aby uniknąć skaleczenia palców.

- 8 Zaklej styki akumulatora taśmą, aby zapobiec spięciom pochodzącym z pozostałej energii akumulatora.
- 9 Akumulator może być teraz poddany recyklingowi, a reszta urządzenia może zostać zutylizowana zgodnie z przepisami.



Uwaga: Zużytego urządzenia nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e baterias, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves.

AVISOS

- Mantenha o cabo de carregamento afastado da água.
- Após a limpeza, certifique-se de que o cabo de carregamento está completamente seco antes de o ligar à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Não limpe nenhuma das peças do produto na máquina de lavar loiça, salvo indicação em contrário na secção Limpeza.
- Não carregue o produto no exterior nem próximo de superfícies aquecidas.
- Este aparelho não contém peças passíveis de assistência pelo utilizador. Se o aparelho estiver danificado, não o utilize e contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país. Se o cabo USB ou a fonte de alimentação USB apresentarem danos, não os utilize.
- Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais da Philips. Se fornecidos, utilize apenas o cabo USB original e a fonte de alimentação com porta de saída USB.
- Para evitar ferimentos, não encha o reservatório com água quente. Não coloque objetos estranhos no reservatório.
- Este aparelho destina-se unicamente à lavagem dos dentes e das gengivas.
- Não o utilize para a lavagem dos olhos, dos ouvidos ou do nariz.
- A altitude máxima de utilização reside nos 4500 metros.
- A água pode acumular-se na bancada ou no chão e representar um risco de escorregamento se o aparelho não for utilizado sobre o lavatório.
- Limpe regularmente o produto, especialmente dentro do reservatório.
- Carregue apenas com um adaptador Philips WAA1001, WAA2001 ou um adaptador em conformidade com as normas de segurança UL ou equivalentes, com valores nominais de entrada (100-240 V~ 50/60 Hz de 3,5 W) e valores nominais de saída (5 V CC de 2,5 W). Consulte a lista de adaptadores em www.philips.com/support.

AVISOS MÉDICOS

- Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo implantado, consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo implantado antes da utilização.
- Não utilize o aparelho e consulte o seu dentista/médico se ocorrer uma hemorragia excessiva ou prolongada após a utilização ou se sentir desconforto ou dor durante a utilização.
- Este aparelho é um dispositivo de cuidados pessoais e não se destina a ser partilhado por vários utilizadores.
- Consulte o seu profissional dentário antes de utilizar este aparelho, caso se tenha submetido a uma cirurgia oral ou das gengivas nos últimos 2 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA RELATIVAS À BATERIA

- Este aparelho contém baterias não substituíveis que só podem ser removidas por técnicos qualificados.
- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e baterias, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.
- Utilize apenas acessórios e consumíveis originais da Philips.
- Mantenha o produto e as baterias afastados de qualquer chama e não os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas.
- Se o produto aquecer anormalmente ou libertar odor, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não abra, modifique, fure, danifique nem desmonte o produto ou a bateria para evitar que as baterias aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a carga das pilhas/baterias.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis. Quando a bateria se encontra em fim de vida útil, o aparelho deve ser eliminado adequadamente. Consulte a secção em Reciclagem.
- Carregue e utilize o produto a uma temperatura entre 3 °C e 40 °C.
- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e procure assistência médica.
- Quando manusear pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.

- Para evitar um curto-circuito acidental nas pilhas após a remoção, evite o contacto dos terminais das pilhas com objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Isole os terminais das pilhas ou coloque-as num saco de plástico antes de lhes dar o destino correto.
- Potência de consumo no:
 - Modo Desligar (sem acessórios) < 0,1 W
 - Modo de baixo consumo < 0,3 W
 - Carregamento: Carregamento USB (5 V CC, 1 A)

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis à exposição a campos eletromagnéticos.

Condições de armazenamento e transporte


Temperatura (transporte e armazenamento): entre -20 °C e 60 °C

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

Os seguintes símbolos podem ser apresentados no produto:



Este símbolo indica que é necessário ler as instruções de utilização antes de começar a utilizar o aparelho.



Este símbolo significa que tem de utilizar a fonte de alimentação indicada.

Parte da fonte de alimentação amovível: "xxxxxx" indica o número de modelo dos carregadores aprovados para utilização.

Introdução

Bem-vindo(a) à Philips! Parabéns pela aquisição do seu novo Sonicare Compact Flosser. Para beneficiar de toda a assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em philips.com/welcome.

Utilização prevista

O Philips Sonicare Compact Flosser é um irrigador oral que remove a placa bacteriana e os resíduos de alimentos entre os dentes e na superfície dos dentes, com o objetivo de reduzir a formação de cáries e melhorar e manter a saúde das gengivas. Este produto destina-se a ser utilizado em casa, pelo menos, uma vez por dia.

O seu Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Botão de libertação do bocal
- 2 Botão para ligar/desligar
- 3 Botão de modo
- 4 Luz indicadora de modo
- 5 Luz indicadora da bateria
- 6 Reservatório
- 7 Porta de enchimento/Armazenamento do bocal
- 8 Porta de carregamento


Acessórios

- 9 Bocal Comfort
- 10 Bocal Standard
- 11 USB-A para ficha pequena (adaptador de parede não incluído)


Nota: Os acessórios incluídos podem variar consoante o modelo adquirido.

Começar a usar o seu aparelho


Configure o seu Compact Flosser



- 1 Puxe cuidadosamente a tampa da porta de enchimento.




- 2 Retire o bocal do compartimento de armazenamento.




- 3 Coloque o bocal no aparelho.

Nota: Certifique-se de que o bocal está completamente inserido e nivelado com a parte superior do aparelho.



- 4 Certifique-se de que a tampa da porta de enchimento está aberta e puxe o reservatório para baixo.


Nota: quando a tampa da porta de enchimento está aberta, é mais fácil puxar o reservatório para baixo.



- 5 Puxe o reservatório para baixo até que o bloqueador do aparelho esteja acima do bloqueador no interior do reservatório.


Encher o reservatório

Advertência: desligue o carregador do Compact Flosser antes de encher o reservatório e de utilizar o aparelho.



- 1 Abra a porta de enchimento e encha o reservatório com água tépida.


Ou




A água também pode ser colocada diretamente no reservatório. Puxe cuidadosamente o reservatório para fora do Compact Flosser e encha com água até à linha de enchimento máximo. Volte a encaixar o reservatório e certifique-se de que o bloqueador do aparelho e do reservatório estão colocados corretamente.

2 Feche cuidadosamente a porta de enchimento.

Nota: quando encher o reservatório, não exceda a linha de enchimento máximo (200 ml).



Modos



O seu Compact Flosser dispõe de três modos diferentes. Para alternar entre modos, prima o botão de modo. Os modos têm intensidades diferentes. Apresentados da intensidade mais baixa para a mais alta:

Sensitive

Este modo, com temporizador, fornece uma pressão de água suave. O temporizador indica quando pode passar à secção seguinte da boca através de uma breve pausa no fluxo de água, a cada 15 segundos.

Impulso

Este modo alterna impulsos fortes e suaves e foi concebido para massajar e estimular as gengivas. O temporizador indica quando pode passar à secção seguinte da boca através de uma breve pausa no fluxo de água, a cada 15 segundos.

Clean


Este modo com temporizador fornece uma pressão de água constante para uma excelente limpeza. O temporizador indica quando pode passar à secção seguinte da boca através de uma breve pausa no fluxo de água, a cada 15 segundos.

Nota: quando utilizar pela primeira vez, inicie o aparelho no modo Sensitive para a intensidade mais baixa. No decurso de algumas semanas, é recomendado ao utilizador aumentar a intensidade do uso. Isto poderá

trazer maiores benefícios de limpeza à medida que se vai adaptando às definições de maior intensidade.

Nota: este Compact Flosser vem com o temporizador ativado. Para ativar ou desativar o temporizador com o Compact Flosser desligado, prima sem soltar o botão de seleção de modo durante 3 segundos. Quando é desativado, a luz indicadora da bateria irá piscar uma vez a cor âmbar. Quando é ativado, a luz indicadora da bateria irá piscar duas vezes a cor verde.


Utilizar o seu Compact Flosser



- 1 Antes de ligar o aparelho, aponte a ponta do bocal para o lavatório. Deixe a água ser pulverizada para o lavatório. Desligue o aparelho assim que sair água do aparelho.




- 2 Coloque a ponta do bocal na sua boca. Incline-se sobre o lavatório e feche ligeiramente os lábios sobre a ponta do bocal para evitar salpicos. Deixe espaço suficiente para permitir que a água flua da sua boca para o lavatório.



- 3 Posicione a ponta do bocal imediatamente acima da linha da gengiva num ângulo de 90°.




- 4 Prima o botão para ligar/desligar na pega para ligar o Compact Flosser e iniciar a limpeza.




- a Comece pelos dentes posteriores na mandíbula superior ou inferior, deslize a ponta do bocal junto à linha da gengiva e pare brevemente entre cada dente.

Nota: rode o bocal conforme desejado para facilitar o posicionamento ao longo da linha das gengivas.



- b Siga o temporizador para limpar tanto o exterior (15 segundos) como o interior dos seus dentes (15 segundos) durante um total de 30 segundos, num dos arcos da boca.

Nota: Não se esqueça de limpar a parte interior dos dentes.




- c Siga o temporizador e repita o processo no outro arco da boca durante 15 segundos no interior e 15 segundos no exterior até todos os espaços em torno e entre os seus dentes serem limpos durante, pelo menos, um minuto.


Nota: pode parar o fluxo de água durante a utilização premindo o botão para ligar/desligar do Compact Flosser.

Nota: Se optar por voltar a encher o reservatório durante a utilização, desligue o aparelho enquanto enche o reservatório e retome a limpeza no ponto onde tiver parado, até que todos os espaços ao redor e entre os dentes tenham sido limpos durante, pelo menos, um minuto.


Após cada utilização




- 1 Remova o bocal puxando o bocal e segurando o botão de liberação do bocal ao mesmo tempo.




- 2** Enxague a ponta em água quente.



- 3** Abra cuidadosamente a porta de enchimento na parte superior do Compact Flosser.



- 4** Despeje o excesso de água. Seque o bocal, o exterior da pega e o reservatório.



- 5** Coloque o bocal novamente no manipulador.

Nota: para facilitar a secagem, mantenha a porta de enchimento aberta ou deixe o Compact Flosser desmontado entre utilizações (o reservatório pode ser retirado completamente).

Nota: não deixe o Compact Flosser desmontado mais tempo do que o necessário.

Carregamento e estado da bateria


O Sonicare Compact Flosser foi concebido para proporcionar, pelo menos, 24 sessões de limpeza de 1 minuto, com a bateria completamente carregada. O aparelho desliga-se após 2 minutos de utilização.

Nota: o carregamento completo da bateria antes da primeira utilização pode demorar até 4 horas, mas o Compact Flosser pode ser utilizado antes de estar completamente carregado.

Carregamento




- 1 Puxe cuidadosamente a tampa da porta de carregamento na lateral do Compact Flosser para expor a porta de carregamento.



- 2 Ligue o cabo de carregamento USB-A para ficha pequena a um adaptador de parede USB de 5 V.

Nota: o adaptador de parede não é fornecido com todos os modelos. Utilize apenas um adaptador de 5 V (Tipo A).



- 3 Ligue o cabo de carregamento USB-A para ficha pequena à porta de carregamento.

Nota: certifique-se de que a pega está completamente seca antes de ligar o cabo de carregamento USB-A para ficha pequena.



- 4 O indicador da bateria acende intermitentemente a cor branca durante o carregamento.
- 5 Feche a tampa da porta de carregamento no Compact Flosser quando este não estiver a carregar.

Estado da bateria

Estado da bateria

O indicador da bateria mostra o estado da bateria quando termina uma sessão de limpeza ou quando o Compact Flosser é colocado em pausa.

Quando o Compact Flosser está a carregar

Estado da bateria	Indicador da bateria
Completa	Verde fixo
Carregamento	Verde intermitente

Nota: O indicador da bateria acende intermitentemente a cor verde até o carregamento estar concluído. Quando a bateria estiver totalmente carregada e ainda ligada ao carregador, a luz verde acende durante 30 segundos e depois apaga-se.

Quando o Compact Flosser não está a carregar

Estado da bateria	Indicador da bateria
Completa	Verde fixo
Médio	Verde intermitente
Baixa	Âmbar intermitente
Sem bateria	A cor âmbar acende intermitentemente durante 5 segundos e o Compact Flosser desliga-se automaticamente


Nota: o Compact Flosser foi concebido para proporcionar pelo menos 3 sessões de limpeza de 1 minuto, após o indicador de bateria fraca acender.

Limpeza


O Compact Flosser deve ser limpo uma vez por semana. Limpe o aparelho e os acessórios da seguinte forma. Os acessórios podem variar consoante o modelo.

Nota: não utilize nem limpe o aparelho com soluções de limpeza com um elevado teor de álcool.


Advertência: não limpe o Compact Flosser enquanto o cabo de carregamento USB-A para ficha pequena estiver ligado. Desligue o aparelho da ficha e feche a tampa da porta de carregamento antes da limpeza.




- 1 Remova o bocal puxando o bocal e segurando o botão de liberação do bocal ao mesmo tempo.




- 2 Enxague a ponta em água quente.



- 3 Abra cuidadosamente a porta de enchimento na parte superior do Compact Flosser.



- 4 Despeje a água restante no lavatório.




- 5 Puxe cuidadosamente o reservatório do Compact Flosser para o retirar. O reservatório pode ser lavado à mão com água quente e detergente suave. Quando necessário, pode limpar o manipulador com um pano macio e detergente suave.


Arrumação

O Compact Flosser foi concebido de forma a poder armazenar um bocal na pega. Para utilizar esta funcionalidade:


- 1 Remova o bocal puxando o bocal e segurando o botão de libertação do bocal ao mesmo tempo.




- 2 Abra cuidadosamente a porta de enchimento na parte superior do Compact Flosser.



- 3 Insira o bocal na porta de enchimento.




- 4 Recolha o Compact Flosser empurrando o reservatório para cima.



Nota: quando a tampa da porta de enchimento está aberta, é mais fácil recolher o reservatório.

- 5 Feche cuidadosamente a porta de enchimento.



Substituição

Substitua os bocais a cada 6 meses ou imediatamente se estiverem danificados. Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **philips.com** ou dirija-se ao seu revendedor local Philips Sonicare.

Nota: o Compact Flosser só é compatível com os bocais Philips Sonicare Compact Flosser. Não é compatível com outros bocais Philips Sonicare, como os do Power Flosser.

Resolução de problemas

Pergunta	Resposta
Posso utilizar elixir bucal ou óleos essenciais no meu reservatório?	Não é recomendada a utilização de óleos essenciais no reservatório. Pode misturar elixir bucal com água e utilizar a mistura no reservatório. Após utilizar o elixir bucal, lave o dispositivo para evitar entupimentos enchendo parcialmente o reservatório com água quente e passando o produto com a ponta voltada para o lavatório até o reservatório ficar vazio.
Existem outros bocais que possa utilizar no meu Philips Sonicare Compact Flosser?	Utilize apenas os bocais Philips N1 e N2 para este aparelho. Outros bocais Philips ou não Philips não são compatíveis com este produto.
Com que frequência devo substituir o meu bocal?	O bocal deve ser substituído após 6 meses de utilização. Pode encontrar mais informações sobre a aquisição de peças sobresselentes em philips.com
Estou com dificuldade em estender o reservatório	Abra a porta de enchimento e remova o bocal antes de tentar estender o reservatório. Isto deve permitir que o reservatório se estenda facilmente.

Garantia e assistência

A Philips oferece uma garantia de dois anos após a data de compra para os seus produtos. Os defeitos devido a problemas nos materiais ou na execução do produto serão reparados ou substituídos, sendo os encargos assumidos pela Philips, desde que seja fornecida uma prova de compra legítima durante o período de validade da garantia. Para um desempenho otimizado, a Philips recomenda a utilização de bocais Sonicare genuínos. A utilização de outros bocais pode danificar o Compact Flosser e limitar a proteção da garantia. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente através do número 1-800-682-7664 ou **www.philips.com/sonicare-warranty** (América do Norte). Fora da América do Norte, contacte o Centro de Apoio ao Cliente local da Philips. Para obter informações sobre o produto e instruções online para utilizadores, visite: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (América do Norte) ou **www.philips.com/support** (fora da América do Norte).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

A garantia não cobre o seguinte:

- Bocais
- Danos causados pela utilização de peças sobresselentes ou bocais não autorizados
- Danos causados por utilização indevida, abuso, negligência, alterações ou reparações não autorizadas
- Desgaste normal, incluindo quebras, riscos, abrasões, descoloração ou desvanecimento

GARANTIAS IMPLÍCITAS

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, ESTARÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DAS GARANTIAS EXPRESSAS ESTIPULADAS ANTERIORMENTE. EM ALGUNS ESTADOS, AS LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS NÃO SE APLICAM.

LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTOS

EM CASO ALGUM, A PHILIPS OU QUALQUER DAS EMPRESAS AFILIADAS OU SUBSIDIÁRIAS SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES COM BASE EM VIOLAÇÃO DA GARANTIA, VIOLAÇÃO DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, ATO ILÍCITO OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. OS DANOS REFERIDOS INCLUEM, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE POUPANÇAS OU RECEITAS; PERDA DE LUCROS; PERDA DE UTILIZAÇÃO; RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DENTISTAS E HIGIENISTAS DENTÁRIOS; E O CUSTO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU SERVIÇO SUBSTITUTOS. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES.

Reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.
- É possível encontrar informações sobre as substâncias REACH contidas em produtos Philips em www.philips.com/REACH

Retirar a bateria recarregável


A bateria recarregável incorporada deve ser removida por um profissional qualificado ao eliminar o produto. As instruções para a remoção de baterias recarregáveis incorporadas podem ser encontradas em

<https://www.philips.pt/c-m/atendimento-ao-consumidor>.

- Este aparelho contém uma pilha recarregável de íões de lítio. DEVE SER RECICLADA OU ELIMINADA ADEQUADAMENTE.

Para remover a bateria recarregável, precisa de uma chave de fendas e de um cortador de arame. Respeite as precauções básicas de segurança quando realizar o procedimento descrito em baixo.

- 1 Para descarregar toda a carga da bateria recarregável, deixe o Compact Flosser funcionar até parar.




- 2 Puxe o reservatório para o retirar.


- 3 Retire as duas tampas dos parafusos.




- 4 Retire os parafusos.




- 5 Puxe os componentes internos do corpo.



- 6 Retire a cobertura da bateria.





- 7 Retire a bateria do compartimento. Corte os fios para remover a bateria.

Atenção: esteja atento aos rebordos afiados das patilhas da bateria, para evitar ferir os seus dedos.

- 8 Cubra os contactos da bateria com fita para evitar qualquer curto-circuito devido a carga residual da bateria.

- 9 A bateria recarregável pode agora ser reciclada e o produto restante pode ser eliminado corretamente.

Nota: no final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos habituais; deposite-o num ponto de reciclagem oficial. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave.

AVERTISMENTE

- Feriți cablul de încărcare de contactul cu apa.
- După curățare, asigurați-vă că respectivul cablu de încărcare este complet uscat înainte de a-l conecta la priză.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a asigura faptul că nu transformă produsul în obiect de joacă.
- Nu spălați nicio parte componentă a produsului în mașina de spălat vase, cu excepția cazului în care se furnizează instrucțiuni diferite în secțiunea Curățare.
- Nu încărcați produsul în aer liber sau în apropierea suprafețelor fierbinți.
- Acest aparat nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Dacă aparatul este deteriorat, opriți utilizarea și contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Dacă cablul USB sau unitatea de alimentare prin USB se deteriorează, opriți utilizarea.
- Utilizați numai accesorii sau consumabile Philips originale. Dacă este furnizat, utilizați numai cablul USB și unitatea de alimentare USB originale.
- Pentru a evita rănirea, nu umpleți rezervorul cu apă fierbinte. Nu puneți obiecte străine în rezervor.
- Acest aparat a fost conceput doar pentru curățarea dinților și a gingiilor.
- Nu folosiți aparatul pentru a curăța ochii, urechile sau nasul.
- Altitudinea maximă de utilizare este de 4.500 de metri.
- Dacă nu folosiți aparatul deasupra chiuvetei, există posibilitatea de acumulare a apei pe blat sau pe podea, ceea ce poate duce la riscul de alunecare.
- Curățați produsul (în special interiorul rezervorului) în mod regulat.
- Încărcați numai cu adaptoare Philips WAA1001, WAA2001, UL sau cu adaptoare echivalente cu certificate de siguranță cu valori de intrare nominale (100-240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) și valori de ieșire nominale (5 V c.c.; 2,5 W). Pentru lista de adaptoare, consultați www.philips.com/support.

AVERTISMENTE MEDICALE

- Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive implantate, contactați medicul sau producătorul dispozitivului implantat, înainte de utilizare.
- Opritiți utilizarea aparatului și consultați stomatologul/medicul dacă apar sângerări excesive sau prelungite după utilizare sau dacă prezentați disconfort sau durere în timpul utilizării.
- Acest aparat este un dispozitiv de îngrijire personală și nu este destinat să fie folosit în comun de mai mulți utilizatori.
- Consultați medicul stomatolog înainte de a utiliza acest produs, dacă ați suferit intervenții chirurgicale la gingii sau în cavitatea bucală în ultimele 2 luni.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PRIVIND BATERIILE

- Acest aparat conține baterii care nu se pot înlocui și care pot fi îndepărtate numai de către persoane calificate.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.
- Utilizați numai accesorii și consumabile Philips originale.
- Ferește produsul și bateriile de foc și nu le expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați Philips.
- Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Nu deschide, modifica, perfora, deteriorează sau demonta produsul sau bateria pentru a preveni încălzirea bateriilor și eliberarea de substanțe toxice sau periculoase. Nu scurtcircuita, supraîncărca sau încărca invers bateriile.
- Acest aparat conține baterii care nu se pot înlocui. Când bateria a ajuns la sfârșitul duratei de utilizare, aparatul trebuie eliminat corespunzător, consultați secțiunea referitoare la Reciclare.
- Încărcați și utilizați produsul la o temperatură cuprinsă între 3 °C și 40 °C.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.
- Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

- Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.
- Consum electric în:
 - Modul oprit (fără atașamente) < 0,1 W
 - Modul de consum redus < 0,3 W
 - Încărcare: Încărcare USB (5 V c.c., 1 A)

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.


Condiții de depozitare și transport

Temperatură (transport și depozitare) între -20 °C și +60 °C.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Următoarele simboluri pot apărea pe produs:

Acest simbol înseamnă că trebuie să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi aparatul.



Acest simbol indică faptul că trebuie utilizată sursa de alimentare indicată.

Piesă sursă de alimentare detașabilă: „xxxxxx” indică numărul de model al încărcătoarelor aprobate, care urmează să fie utilizate.

Introducere

Bun venit la Philips! Felicitări pentru noul dvs. duș bucal compact Sonicare. Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la philips.com/welcome.

Domeniu de utilizare

Dușul bucal compact Philips Sonicare este un irigator oral destinat îndepărtării plăcii bacteriene și a resturilor alimentare dintre dinți și de pe suprafața dinților, pentru a reduce apariția cariilor și pentru a îmbunătăți și menține sănătatea gingiilor. Acest produs este destinat uzului casnic de către consumatori, cu o utilizare tipică de cel puțin o dată pe zi.

Duș bucal Philips Sonicare

- 1 Buton de eliberare a capului de curățare
- 2 Buton de pornire/oprire
- 3 Buton pentru mod
- 4 Led indicator de mod
- 5 Indicator luminos baterie
- 6 Rezervor
- 7 Port de umplere/depozitare cap de curățare
- 8 Port de încărcare

Accesorii


- 9 Cap de curățare Comfort
- 10 Cap de curățare Standard
- 11 USB-A către conector mic (adaptorul pentru priza de perete nu este inclus)


Notă: Accesorii incluse pot varia în funcție de modelul achiziționat.

Primii pași


Configurați dușul bucal compact

- 1 Trageți ușor de capacul portului de umplere.






- 2 Scoateți capul de curățare din compartimentul de depozitare.




- 3 Atașați capul de curățare la dispozitiv.

Notă: Verificați introducerea completă și la nivel a capului de curățare în partea superioară a aparatului.



- 4 Asigurați-vă că ați deschis capacul portului de umplere și trageți în jos rezervorul.

Notă: Când capacul portului de umplere este deschis, este mai ușor să trageți în jos rezervorul.




- 5 Trageți în jos rezervorul până când opritorul dispozitivului se află deasupra opritorului din interiorul rezervorului.


Umplerea rezervorului

Avertisment: Scoateți încărcătorul din dușul bucal compact înainte de a umple rezervorul și de a utiliza aparatul.


- 1 Deschideți portul de umplere și umpleți rezervorul cu apă caldă.

Sau






De asemenea, puteți introduce apa și direct în rezervor. Trageți ușor rezervorul din dușul bucal compact și umpleți-l cu apă până la linia de umplere maximă. Fixați la loc rezervorul și asigurați-vă că opritorul dispozitivului și al rezervorului se află în poziție corectă.



2 Închideți ușor portul de umplere.

Notă: La umplerea rezervorului, nu depășiți linia de umplere maximă (200 ml).

Moduri



Dușul bucal compact este dotat cu trei moduri diferite. Pentru a comuta între moduri, apăsați butonul pentru mod.

Modurile au intensități diferite. Prezentate de la mic la mare:

Sensitive

Acest mod, cu temporizator, oferă o presiune delicată a apei. Temporizatorul indică momentul în care ar trebui să treceți la următoarea secțiune a gurii, printr-o întrerupere scurtă a fluxului de apă la fiecare 15 secunde.

Pulse

Acest mod alternează impulsuri puternice și blânde și este conceput pentru a masa și stimula gingiile. Temporizatorul indică momentul în care ar trebui să treceți la următoarea secțiune a gurii, printr-o întrerupere scurtă a fluxului de apă la fiecare 15 secunde.

Clean


Acest mod, cu temporizator, furnizează o presiune constantă a apei pentru o curățare foarte bună. Temporizatorul indică momentul în care ar trebui să treceți la următoarea secțiune a gurii, printr-o întrerupere scurtă a fluxului de apă la fiecare 15 secunde.

Notă: La prima utilizare, porniți dispozitivul în modul Sensibil, pentru a folosi cea mai mică intensitate. Este recomandat să măriți intensitatea folosită pe parcursul a

câteva săptămâni. Acest lucru poate oferi beneficiile unei curățări superioare, pe măsură ce veți putea tolera intensități mai mari.

Notă: Acest duș bucal compact este livrat cu temporizatorul activat. Pentru a activa sau dezactiva temporizatorul, atunci când dușul bucal compact este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a modului timp de 3 secunde. Atunci când este dezactivat, indicatorul luminos al bateriei va clipi o dată în culoarea galbenă. Atunci când este activat, indicatorul luminos al bateriei va clipi de două ori în culoarea verde.


Utilizarea dușului bucal compact



- 1 Înainte de a porni aparatul, îndreptați vârful capului de curățare spre interiorul chiuvetei. Lăsați aparatul să pulverizeze apa în chiuvetă. Opriti aparatul după curgerea apei.




- 2 Introduceți vârful capului de curățare în gură. Aplecați-vă deasupra chiuvetei și închideți parțial buzele peste vârful capului de curățare, pentru a evita stropirea. Lăsați un spațiu suficient pentru a permite apei să curgă din gură în chiuvetă.



- 3 Poziționați vârful capului de curățare exact deasupra liniei gingiei, la un unghi de 90°.




- 4 Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni dușul bucal compact și pentru a începe curățarea interdentară.




- a Pornind de la dinții din spate de pe mandibulă sau maxilar, glisați vârful capului de curățare pe linia gingiei și faceți o pauză scurtă între fiecare dinte.

Notă: Rotiți capul de curățare după cum doriți, pentru o poziționare mai ușoară de-a lungul liniei gingiilor.



- b Urmați indicațiile temporizatorului pentru a curăța atât la exteriorul (15 secunde), cât și la interiorul (15 secunde) dinților timp de 30 de secunde la fiecare arcadă a dinților.

Notă: Nu uitați să curățați interiorul dinților.




- c Urmați indicațiile temporizatorului și repetați pe cealaltă arcadă dentară timp de alte 15 secunde pe interior și 15 secunde la exterior, până când toate spațiile din jurul dinților și dintre aceștia au fost curățate, pentru un timp total de cel puțin un minut.


Notă: Puteți opri fluxul de apă în timpul utilizării apăsând butonul de pornire/oprire de pe dușul bucal compact.

Notă: Dacă alegeți să reumpleți rezervorul în timpul utilizării, opriți aparatul în timp ce efectuați reumplerea, apoi reluați de unde ați rămas până când toate spațiile din jurul dinților și dintre aceștia au fost curățate, pentru un timp total de cel puțin un minut.


După fiecare utilizare




- 1 Pentru a scoate capul de curățare, trageți de acesta în timp ce țineți apăsat butonul de eliberare al capului de curățare.




- 2 Clățiți vârful sub jet de apă caldă.



- 3 Deschideți ușor portul de umplere din partea superioară a dușului bucal compact.



- 4 Goliți excesul de apă. Usați capul de curățare, exteriorul mânerului și rezervorul.



- 5 Introduceți la loc capul de curățare în mâner.

Notă: Pentru a facilita uscarea, țineți deschis portul de umplere sau lăsați dușul bucal compact dezasamblat între utilizări (rezervorul poate fi scos complet).

Notă: Nu lăsați dușul bucal compact neasamblat mai mult decât este necesar.

Încărcarea și starea bateriei


Cu bateria complet încărcată, dușul bucal compact Sonicare este proiectat să asigure cel puțin 24 sesiuni de curățare interdentară, fiecare sesiune cu durată de 1 minut. Aparatul se va opri după 2 minute de utilizare.

Notă: Încărcarea completă a bateriei poate dura până la 4 de ore înainte de prima utilizare, dar puteți utiliza dușul bucal compact înainte de a se încărca complet.

Încărcare




- 1 Trageți ușor capacul portului de încărcare de pe lateralul dușului bucal compact, pentru a expune portul de încărcare.



- 2 Conectați cablul de încărcare USB-A către conector mic la un adaptor USB pentru priză de perete de 5 V.

Notă: Adaptorul de perete nu este inclus cu toate modelele. Utilizați numai un adaptor de 5 V (tip A).



- 3 Conectați cablul de încărcare USB-A către conector mic la portul de încărcare.

Notă: Asigurați-vă că mânerul este complet uscat înainte de a conecta cablul de încărcare USB-A către conector mic.



- 4 Indicatorul bateriei clipește în timpul încărcării.
- 5 Închideți capacul portului de încărcare de pe dușul bucal compact atunci când nu încărcați în mod activ.

Starea bateriei

Starea bateriei

Indicatorul bateriei afișează starea bateriei atunci când terminați sesiunea de curățare interdentară sau atunci când opriți dușul bucal compact.

Atunci când dușul bucal compact se încarcă

Starea bateriei	Indicator baterie
Încărcare completă	Verde aprins continuu
Încărcare	Verde intermitent

Notă: Indicatorul bateriei va lumina intermitent până la încărcarea completă. Atunci când bateria este încărcată complet cu aparatul conectat la priză, lumina va deveni verde continuu timp de 30 de secunde, apoi se va stinge.

Atunci când dușul bucal compact nu se încarcă

Starea bateriei	Indicator baterie
Încărcare completă	Verde aprins continuu
Mediu	Verde intermitent
Scăzută	Galben intermitent
Baterie descărcată	Galben intermitent timp de 5 secunde, apoi dușul bucal compact se oprește automat


Notă: Atunci când apare indicatorul de baterie aproape descărcată, dușul bucal compact este proiectat să asigure cel puțin 3 sesiuni de curățare interdentară, fiecare sesiune cu durata de 1 minut.

Curățarea


Dușul bucal compact trebuie curățat o dată pe săptămână. Curățați aparatul și accesoriile după cum urmează. Accesoriile pot varia în funcție de model.

Notă: Nu folosiți și nu curățați dispozitivul cu soluții de curățare cu conținut ridicat de alcool.


Avertisment: Nu curățați dușul bucal compact în timp ce este atașat cablul de încărcare USB-A către conector mic. Scoateți aparatul din priză și închideți capacul portului de încărcare înainte de curățare.




- 1 Pentru a scoate capul de curățare, trageți de acesta în timp ce țineți apăsat butonul de eliberare al capului de curățare.




- 2 Clătiți vârful sub jet de apă caldă.



- 3 Deschideți ușor portul de umplere din partea superioară a dușului bucal compact.



- 4 Goliți apa rămasă în chiuvetă.




- 5 Trageți ușor și scoateți rezervorul din duș bucal compact. Rezervorul poate fi spălat manual, cu apă caldă și săpun blând. Atunci când este necesar, puteți curăța mânerul ștergându-l cu o cârpă moale și săpun neagresiv.


Depozitare

Dușul bucal compact este proiectat astfel încât să puteți depozita capul de curățare în mâner. Pentru a utiliza această funcționalitate:


- 1 Pentru a scoate capul de curățare, trageți de acesta în timp ce țineți apăsat butonul de eliberare al capului de curățare.




- 2 Deschideți ușor portul de umplere din partea superioară a dușului bucal compact.



- 3 Introduceți capul de curățare în portul de umplere.




- 4 Pliați dușul bucal compact împingând rezervorul în sus.



Notă: Când capacul portului de umplere este deschis, este mai ușor să pliați rezervorul.

- 5 Închideți ușor portul de umplere.



Înlocuire

Înlocuiți capetele de curățare la interval de 6 luni sau imediat, în cazul în care sunt deteriorate. Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați **philips.com** sau mergeți la distribuitorul dvs. Philips Sonicare local.

Notă: Dușul bucal compact este compatibil numai cu capetele de curățare Philips Sonicare pentru duș bucal compact. Nu este compatibil cu alte capete de curățare Philips Sonicare, cum ar fi cele pentru Power Flosser.

Depanare

Întrebare	Răspuns
Pot folosi apă de gură sau uleiuri esențiale în rezervor?	Nu este recomandată utilizarea uleiurilor esențiale în rezervor. Apa de gură poate fi amestecată cu apă și folosită în rezervor. După ce folosiți apă de gură, clătiți dispozitivul, pentru a preveni colmatarea, prin umplerea parțială a rezervorului cu apă caldă și punerea în funcțiune a produsului cu vârful orientat spre interiorul chiuvetei, până când rezervorul se golește.
Se potrivesc alte capete de curățare pe aparatul meu electric de curățare interdentară Philips Sonicare?	Pentru acest dispozitiv, utilizați numai capete de curățare Philips N1 și N2. Alte capete de curățare Philips sau non-Philips nu sunt compatibile cu acest produs.
Cât de des trebuie să înlocuiesc capul de curățare?	Vă recomandăm să înlocuiți capul de curățare după 6 luni de utilizare. Puteți găsi mai multe informații despre achiziționarea pieselor de schimb la philips.com
Întâmpin dificultăți la extinderea rezervorului	Deschideți portul de umplere și scoateți capul de curățare înainte de a încerca să extindeți rezervorul. Apoi, rezervorul ar trebui să se extindă cu ușurință.

Garanție și asistență

Philips acordă o garanție de doi ani de la data achiziției pentru produsele sale. Defecțiunile rezultate din defecte de material sau manoperă necorespunzătoare vor fi remediate sau produsul va fi înlocuit pe cheltuiala Philips, cu condiția prezentării unei dovezi convingătoare privind achiziționarea produsului în perioada acoperită de garanție. Philips recomandă utilizarea capetelor de curățare Sonicare originale pentru o performanță optimă. Utilizarea altor capete de curățare poate conduce la avariarea dușului bucal compact și poate limita protecția oferită de garanție. Contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți la 1-800-682-7664 sau pe

www.philips.com/sonicare-warranty (America de Nord), în afara Americii de Nord contactați Centrul dvs. local de asistență pentru clienți Philips. Pentru informații despre produs și instrucțiunile de utilizare online, vizitați: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (America de Nord) sau **www.philips.com/support** (în afara Americii de Nord).

EXCLUDERI DE GARANȚIE

Ce nu este acoperit de garanție:

- Capete de curățare
- Deteriorare cauzată de utilizarea de piese de schimb neautorizate sau capete de curățare neautorizate
- Deteriorare cauzată de utilizare greșită, abuz, neglijență, modificări sau reparații neautorizate
- Uzura normală, inclusiv ciobirea, zgârieturile, abraziunea sau decolorarea

GARANȚII IMPLICITE

ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP VOR FI LIMITATE LA DURATA GARANȚIILOR EXPRESE PREVĂZUTE MAI SUS. ÎN UNELE STATE, LIMITĂRILE CU PRIVIRE LA DURATA GARANȚIILOR IMPLICITE NU SE APLICĂ.

LIMITAREA REMEDIILOR

PHILIPS SAU ORICARE DINTRE AFILIAȚII SAU FILIALELE SALE NU VA FI RESPONSABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE,

PENTRU DAUNELE SPECIALE, SECUNDARE SAU PUNITIVE REZULTATE ÎN URMA ÎNCĂLCĂRII GARANȚIEI, A ÎNCĂLCĂRII CONTRACTULUI, A NEGLIJENȚEI, PREJUDICIULUI SAU A ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE. ACESTE DAUNE INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA ECONOMIILOR SAU VENITURILOR; PIERDEREA PROFITULUI; PIERDEREA DE UTILIZARE; DECLARAȚIILE TERȚILOR, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ALE DENTIȘTIILOR ȘI SPECIALIȘTIILOR ÎN IGIENĂ DENTARĂ; ȘI COSTUL ORICĂROR ECHIPAMENTE SAU SERVICII DE ÎNLOCUIRE. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR SECUNDARE SAU PUNITIVE.

Reciclarea



- Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.
- Informațiile despre substanțele REACH, prezente în produsele Philips, pot fi găsite la adresa www.philips.com/REACH


Îndepărtarea bateriei reîncărcabile

Atunci când produsul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată de un profesionist calificat. Instrucțiunile pentru îndepărtarea bateriilor reîncărcabile încorporate pot fi găsite la adresa **www.philips.com/support**.

- Acest dispozitiv conține o celulă reîncărcabilă cu litiu ion. TREBUIE REICLATĂ SAU ELIMINATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

Pentru a scoate bateria reîncărcabilă, aveți nevoie de o șurubelniță și de un clește. Respectați măsurile de siguranță esențiale atunci când urmați procedura descrisă mai jos.


- 1 Pentru a epuiza bateria reîncărcabilă, lăsați dușul bucal compact să funcționeze până când se oprește.




- 2 Trageți de rezervor pentru a-l scoate.




- 3 Scoateți cele două capace cu șurub.




- 4 Scoateți șuruburile.



- 5 Trageți componentele interne din corp.



- 6 Îndepărtați capacul pentru baterie.



- 7 Trageți bateria din suport. Tăiați firele pentru a scoate bateria.

Atenție: Aveți grijă la marginile ascuțite ale plăcii bateriei pentru a evita rănirea degetelor.

- 8 Acoperiți contactele bateriei cu bandă izolatoare pentru a evita orice șocuri electrice de la energia reziduală a bateriei.



- 9 În acest moment bateria reîncărcabilă poate fi reciclată și restul aparatului poate fi debarasat în mod corespunzător.

Notă: Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Astfel, ajutați la conservarea mediului.

Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesoreve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda.

PARALAJMËRIME

- Mbajeni kabllon e karikimit larg ujit.
- Pas pastrimit, sigurohuni që kabllloja e karikimit të jetë plotësisht e thatë përpara se ta lidhni me prizën e murit.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoja e njohurish, nëse mbikëqyrën apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Fëmijët duhet të mbikëqyrën për t'u siguruar që të mos luajnë me produktin.
- Mos pastroni asnjë pjesë të produktit në lavastovilje, përveç nëse është udhëzuar ndryshe në seksionin e Pastrimit.
- Mos e karikoni produktin në ambiente të jashtme ose pranë sipërfaqeve të nxehta.
- Pajisja nuk përmban pjesë të cilave mund t'u kryhet servis nga përdoruesi. Nëse pajisja dëmtohet, ndërpriteni përdorimin dhe kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin tuaj. Nëse kabli USB ose njësia e furnizimit me energji USB është e dëmtuar, ndaloni përdorimin e tij.
- Përdorni vetëm aksesore ose pjesë konsumi "Philips". Nëse ofrohet, përdorni vetëm kabllon dhe ushqyesin elektrik USB original.
- Për të shmangur lëndimin fizik, mos e mbushni rezervuarin me ujë të nxehtë. Mos vendosni sende të huaja në rezervuar.
- Kjo pajisje është krijuar vetëm për pastrimin e dhëmbëve, mishrave të dhëmbëve dhe gjuhës.
- Mos e përdorni për të pastruar sytë, veshët ose hundën.
- Lartësia maksimale e përdorimit është 4500 metra.
- Uji mund të grumbullohet në tavolinë ose dysheme dhe të krijojë një rrezik rrëshqitjeje nëse pajisja nuk përdoret mbi lavaman.
- Pastroni produktin rregullisht (veçanërisht brenda rezervuarit).
- Karikoni vetëm me "Philips" WAA1001, WAA2001, UL ose ushqyes ekuivalentë të miratuar për sigurinë me vlera në hyrje (100 - 240 V~; 50 / 60 Hz; 3,5 W) dhe vlera në dalje (5 Vdc; 2,5 W). Për listën e përshtatësve, shikoni www.philips.com/support.

PARALAJMËRIME MJEKËSORE

- Nëse keni një stimulues kardiak ose pajisje tjetër të implantuar, kontaktoni mjekun ose prodhuesin e pajisjes së implantuar përpara përdorimit.
- Ndërpiteni përdorimin e pajisjes dhe konsultohuni me dentistin/mjekun tuaj nëse pas përdorimit ndodh gjakderdhje e tepërt ose e zgjatur, ose nëse përjetoni shqetësim ose dhimbje gjatë përdorimit.
- Kjo pajisje është një mjet për kujdesin personal dhe nuk është e destinuar për t'u ndarë midis përdoruesve të shumtë.
- Konsultohuni me profesionistin tuaj dentar para se të përdorni këtë produkt nëse keni pasur operacion në gojë ose në mishrat e dhëmbëve në dy muajt e fundit.

UDHËZIMET E SIGURISË PËR BATERITË

- Ky aparat përmban bateri që nuk mund të zëvendësohen dhe mund të hiqen vetëm nga persona të kualifikuar.
- Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesoreve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda. Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.
- Përdorni vetëm aksesorë dhe pjesë konsumi origjinale "Philips".
- Mbajini produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit apo ndaj temperaturave të larta.
- Nëse produkti mbinxehet ose lëshon erë, ndryshon ngjyrë apo nëse karikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktoni me "Philips".
- Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovalë apo në vatra induksioni.
- Mos e hapni, modifikoni, shponi, dëmtoni apo çmontoni produktin apo baterinë për të parandaluar nxehjen e baterive apo çlirimin e substancave toksike ose të rrezikshme. Mos u krijoni lidhje të shkurtër, mos i mbikarikoni dhe mos i karikoni në pole të kundërta bateritë.
- Pajisja nuk përmban bateri të zëvendësueshme. Kur bateria është në fund të jetëgjatësisë së saj, pajisja do të asgjësohet në mënyrën e duhur, shihni seksionin "Riciklimi".
- Karikojeni dhe përdoreni produktin në temperaturë nga 3 °C deri në 40 °C.
- Nëse bateritë janë të dëmtuara ose kanë rrjedhje, shmangni kontaktin me lëkurën ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëllajini mirë me ujë dhe kërkonti kujdesin mjekësor.
- Kur administroni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.

- Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështillni bateritë me fletë alumini. Mbrojuani kontaktet me ngjitëse ose vendosini bateritë në një qese plastike përpara se t'i hidhni.
- Konsumimi i energjisë në:
 - Modaliteti joaktiv (pa bashkëngjitje) $< 0,1 \text{ W}$
 - Modaliteti me energji të ulët $< 0,3 \text{ W}$
 - Karikues: Karikues USB (5VDC, 1A)

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja "Philips" pajtohet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Kushtet e ruajtjes dhe të transportit

Temperatura (Transporti dhe ruajtja) midis -20°C to 60°C (-4°F and 140°F)

RUAJINI KËTO UDHËZIME

Në produkt mund të shfaqen simbolet e mëposhtme:

Ky simbol do të thotë "përpara përdorimit të pajisjes, lexoni udhëzimet e përdorimit".



XXXXXX

Ky simbol do të thotë të përdorni ushqyesin elektrik të treguar.

Pjesa e çmontueshme e furnizimit me energji: "xxxxxx" tregon numrin e modelit të karikuesve të miratuar që do të përdoren.

Hyrije

Mirë se vini në "Philips"! Urime për blerjen e re të pajisjes "Sonicare Compact Flosser". Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistroni produktin në philips.com/welcome.

Përdorimi i synuar

Pajisja pa kordon "Philips Sonicare Compact Flosser" është një shpëlarës oral që synon të heqë bigorin dhe mbetjet ushqimore midis dhëmbëve dhe në sipërfaqen e tyre, për të shmangur prishjen e dhëmbëve dhe për të përmirësuar dhe mbrojtur shëndetin e mishrave të dhëmbëve. Ky produkt është synuar për përdorim konsumator shtëpiak dhe zakonisht përdoret të paktën një herë në ditë.

"Philips Sonicare Compact Flosser-i" juaj

- 1 Butoni i lëshimit të grykës
- 2 Butoni i ndezjes/fikjes
- 3 Butoni i modalitetit
- 4 Llambat treguese të modaliteteve
- 5 Drita e treguesit të baterisë
- 6 Rezervuari
- 7 Porta e mbushjes / ruajtja e hundëzës
- 8 Porta e karikimit

Aksesorët


- 9 Grykëza Comfort
- 10 Grykëza Standard
- 11 USB-A në prizë të vogël (përshtatësi i murit nuk përfshihet)


Shënim: Aksesorët e përfshirë mund të ndryshojnë në bazë të modelit të blerë.

Hapat e parë


Për të filluar përdorimin e pajisjes tuaj "Compact Flosser"

- 1 Tërhiqeni butësisht kapakun e portës së mbushjes.






- 2 Hiqni grykëzën nga ndarja e ruajtjes.




- 3 Futeni grykëzën në pajisje.

Shënim: Sigurohuni që grykëza të jetë futur plotësisht dhe shpëlajeni me pjesën e sipërme të pajisjes.



- 4 Sigurohuni që kapaku i portës së mbushjes të jetë i hapur dhe tërhiqni poshtë rezervuarin.

Shënim: Kur kapaku i portës së mbushjes është i hapur, është më e lehtë të tërhiqet poshtë rezervuari.




- 5 Tërhiqeni poshtë rezervuarin derisa fiksuesi i pajisjes të jetë mbi fiksuesin brenda rezervuarit.

Mbushja e rezervuarit



Paralajmërim: Hiqni karikuesin nga pajisja "Compact Flosser" para se të mbushni rezervuarin dhe të përdorni pajisjen.

- 1 Hapni portën e mbushjes dhe mbushni rezervuarin me ujë të vakët.

Ose:



352 Shqip




Uji gjithashtu mund të mbushet direkt në rezervuar. Tërhiqeni me kujdes rezervuarin nga pajisja "Compact Flosser" dhe mbusheni me ujë deri në vijën maksimale të mbushjes. Rivendosni rezervuarin dhe sigurohuni që fiksuesit e pajisjes dhe të rezervuarit të jenë vendosur saktë në vendin e tyre.

2 Mbyllni butësisht portën e mbushjes.

Shënim: Kur mbushni rezervuarin, mos e tejkaloni vijën e mbushjes maksimale (200ml).

Modalitetet



Pajisja juaj "Compact Flosser" është i pajisur me tre modalitete të ndryshme. Për të kaluar mes modaliteteve, shtypni butonin e modalitetit.

Modalitetet kanë intensitete të ndryshme. Të renditura nga më e ulëta në më të lartë:

"Sensitive"

Ky modalitet, me këtë përcaktues shpejtësie, siguron presion të butë të ujit. Ky përcaktues shpejtësie tregon se kur duhet të kaloni në pjesën tjetër të gojës nëpërmjet një pauze të shkurtër në rrjedhën e ujit çdo 15 sekonda.

Pulsi

Kjo mënyrë, është një alternativë i pulseve të forta dhe të buta, dhe është krijuar për të masazhuar dhe stimuluar mishrat e dhëmbëve. Ky përcaktues shpejtësie tregon se kur duhet të kaloni në pjesën tjetër të gojës nëpërmjet një pauze të shkurtër në rrjedhën e ujit çdo 15 sekonda.

Clean

Ky modalitet, me ritëm, ofron presion të vazhdueshëm uji për një pastrim të shkëlqyer. Ky përcaktues shpejtësie tregon se kur duhet të kaloni në pjesën tjetër të gojës nëpërmjet një pauze të shkurtër në rrjedhën e ujit çdo 15 sekonda.


Shënim: Për përdorimin e parë, vendosni pajisjen në modalitetin "Sensitive" për intensitetin më të ulët.

Rekomandohet të rrisni intensitetin që përdorni gjatë

disa javëve. Kjo mund të ofrojë përfitime më të mira pastrimi pasi do të jeni në gjendje të toleroni intensitetet më të larta.

Shënim: Pajisja "Compact Flosser" vjen me ritëm të aktivizuar. Për të aktivizuar ose çaktivizuar stimuluesin me pajisjen "Compact Flosser" të fikur, shtypni dhe mbani shtypur butonin e zgjedhjes së modalitetit për 3 sekonda. Kur çaktivizohet, drita e treguesit të baterisë do të pulsojë një herë në ngjyrë portokalli. Kur aktivizohet, drita e treguesit të baterisë do të pulsojë dy herë në ngjyrë të gjelbër.


Përdorimi i pajisjes tuaj "Compact Flosser"



- 1 Para se ta ndizni pajisjen, drejtojeni majën e grykëzës në lavaman. Lëreni ujin të spërkatet në lavaman. Fikeni pajisjen pasi uji të ketë dalë nga pajisja.






- 2 Vendosni majën e grykëzës në gojën tuaj. Mbështetuni mbi lavaman dhe mbyllni buzët pjesërisht mbi majën e grykëzës për të shmangur spërkatjen. Lini hapësirë të mjaftueshme për të lejuar që uji të rrjedhë nga goja juaj në lavaman.



- 3 Pozicionojeni majën e grykëzës pak mbi vijën e mishit të dhëmbëve në kënd 90°.



- 4 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes në dorezë për të ndezur pajisjen "Compact Flosser".



- a Duke filluar nga dhëmbët tuaj të pasmë në nofullën e sipërme ose të poshtme, rrëshqiteni majën e grykëzës përgjatë vijës së mishit të dhëmbëve dhe bëni një pauzë të shkurtër midis secilit dhëmb.

Shënim: Rrotulloni grykëzën sipas dëshirës për pozicionim më të lehtë përgjatë vijës së mishrave.

- b Ndiq udhëzuesin për të pastruar si pjesën e jashtme (15 sekonda), ashtu edhe atë të brendshme të dhëmbëve (15 sekonda), për një kohë totale prej 30 sekondash në një hark të gojës suaj.


Shënim: Mos harroni të pastroni pjesët e brendshme të dhëmbëve.

- c Ndiq udhëzuesin dhe përsërite në harkun tjetër të gojës për 15 sekonda të tjera në pjesën e brendshme dhe 15 sekonda në pjesën e jashtme, derisa të jenë pastruar të gjitha hapësirat përreth dhe midis dhëmbëve, për një kohë totale prej të paktën një minute.


Shënim: Mund ta ndaloni rrjedhën e ujit gjatë përdorimit duke shtypur butonin "on/off" (ndez/fik) në pajisjen "Compact Flosser".

Shënim: Nëse zgjidhni ta rimbushni rezervuarin gjatë përdorimit, fiken pajisjen gjatë rimbushjes dhe më pas vazhdoni aty ku e latë derisa të pastrohen të gjitha hapësirat përreth dhe midis dhëmbëve, për të paktën një minutë në total.


Pas çdo përdorimi




- 1 Hiqni grykëzën duke e tërhequr atë dhe duke mbajtur njëkohësisht butonin e lëshimit të hundëzës.




2 Shpëlajeni majën me ujë të ngrohtë.



3 Hapni butësisht portën e mbushjes në krye të pajisjes "Compact Flosser".



4 Derdhni çdo sasi të tepërt uji. Thajeni grykëzën, pjesën e jashtme të dorezës dhe rezervuarin.



5 Vendosni grykëzën tuaj përsëri në dorezë.

Shënim: Për të lehtësuar tharjen, mbajeni hapur portën e mbushjes ose lini pajisjen "Compact Flosser" të çmontuar mes përdorimeve (rezervuari mund të tërhiqet plotësisht).

Shënim: Mos e lini pajisjen "Compact Flosser" të çmontuar më gjatë se sa është e nevojshme.

Karikimi dhe statusi i baterisë


Pajisja juaj "Sonicare Compact Flosser" është e dizajnuar për të ofruar të paktën 24 seanca pastrimi dhëmbësh, secila seancë duke zgjatur 1 minutë, me një bateri të karikuar plotësisht. Pajisja do të fiket pas 2 minutash përdorim.

Shënim: Mund të duhen deri në 4 orë për të karikuar plotësisht baterinë para përdorimit të parë, por mund ta përdorni pajisjen "Compact Flosser" edhe para se të jetë karikuar plotësisht.

Karikimi




- 1 Tërhiqni butësisht mbulesën e portës së karikimit në anën e pajisjes "Compact Flosser" për të zbuluar portën e karikimit.



- 2 Lidhni kabllon e karikimit me prizë të vogël USB-A në një ushqyes muri 5V USB.

Shënim: Ushqyesi i murit nuk është i përfshirë në të gjitha modelet. Përdorni vetëm ushqyesin 5V (Lloji A).



- 3 Futni kabllon e karikimit USB-A në portën e karikimit.

Shënim: Sigurohuni që doreza të jetë plotësisht e thatë para se të lidhni kabllon e karikimit USB-A në portën e karikimit.



- 4 Treguesi i baterisë pulson gjatë karikimit.
- 5 Mbyllni mbulesën e portës së karikimit në pajisjen "Compact Flosser" kur nuk është duke u karikuar aktivisht.

Statusi i baterisë

Statusi i baterisë

Indikatori i baterisë tregon gjendjen e baterisë kur përfundoni seancën e pastrimit të dhëmbëve, ose kur e vendosni pajisjen "Compact Flosser" në pauzë.

Kur pajisja "Compact Flosser" është në karikim

Statusi i baterisë	Llamba e baterisë
Plot	E gjelbër e qëndrueshme
Karikimi	E gjelbër pulsuese

Shënim: Treguesi i baterisë do të pulsojë derisa të karikohet plotësisht. Pasi të jetë karikuar plotësisht ndërsa është në prizë, drita do të bëhet e gjelbër e pandërprerë për 30 sekonda dhe më pas do të fiket.

Kur pajisja "Compact Flosser" nuk është në karikim

Statusi i baterisë	Llamba e baterisë
Plot	E gjelbër e qëndrueshme
Mesatare	E gjelbër pulsuese
E ulët	Portokalli pulsuese
Bosh	Do të pulsojë në ngjyrë portokalli për 5 sekonda dhe pajisja "Compact Flosser" do të fiket automatikisht


Shënim: Kur shfaqet treguesi i nivelit të ulët të baterisë, pajisja "Compact Flosser" është dizenuar për të ofruar të paktën 3 seanca pastrimi, ku secila seancë zgjat 1 minutë.

Pastrimi


Pajisja "Compact Flosser" duhet të pastrohet një herë në javë. Pastroni pajisjen dhe aksesoret si më poshtë. Aksesoret mund të ndryshojnë sipas modelit.

Shënim: Mos e përdorni ose pastroni pajisjen me solucione pastrimi me përmbajtje të lartë alkooli.


Paralajmërim: Mos e pastroni pajisjen "Compact Flosser" ndërkohë që kabloja e karikimit USB-A është e lidhur në prizë të vogël. Shkëputni pajisjen dhe mbyllni kapakun e folesë së karikimit përpara pastrimit.




- 1 Hiqni grykëzën duke e tërhequr atë dhe duke mbajtur njëkohësisht butonin e lëshimit të hundëzës.




- 2 Shpëlajeni majën me ujë të ngrohtë.



- 3 Hapni butësisht portën e mbushjes në krye të pajisjes "Compact Flosser".



- 4 Zbrazeni ujin e mbetur në lavaman.




- 5 Hiqni me kujdes rezervuarin nga pajisja "Compact Flosser" duke e shkëputur atë. Rezervuari mund të lahet me dorë me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Kur është e nevojshme, mund ta pastroni dorezën duke e fshirë me një leckë dhe sapun të butë.


Ruajtja

Pajisja juaj "Compact Flosser" është i dizajnuar në mënyrë që të mund të ruani një hundëz në dorezë. Për të përdorur këtë funksionalitet:


- 1 Hiqni grykëzën duke e tërhequr atë dhe duke mbajtur njëkohësisht butonin e lëshimit të hundëzës.




- 2 Hapni butësisht portën e mbushjes në krye të pajisjes "Compact Flosser".



- 3 Futni grykëzën në portën e mbushjes.




- 4 Përkulni pajisjen "Compact Flosser" duke shtypur rezervuarin lart.



Shënim: Kur kapaku i portës së mbushjes është i hapur, është më e lehtë të tërhiqet poshtë rezervuari.

- 5 Mbyllni butësisht portën e mbushjes.



Zëvendësimi

Ndërrojini grykëzat çdo 6 muaj ose menjëherë kur ato dëmtohen. Për të blerë aksesore ose pjesë këmbimi, vizitoni **philips.com** ose drejtojuni shitësit tuaj lokal të "Philips Sonicare".

Shënim: Pajisja "Compact Flosser" është i përputhshëm vetëm me hundëzat "Philips Sonicare Compact Flosser". Nuk është i pajtueshëm me hundëzat e tjera "Philips Sonicare" si ato për pajisjen "Power Flosser".

Diagnostikimi

Pyetja	Përgjigjja
A mund të përdor shpëlarës goje ose vajra esenciale në rezervuarin tim?	Nuk rekomandohet të përdorni vajra esenciale në rezervuar. Shpëlarësi i gojës mund të përzihet me ujë dhe të përdoret në rezervuar. Pas përdorimit të shpëlarësit të gojës, shpëljajeni pajisjen për të parandaluar bllokimin duke e mbushur pjesërisht rezervuarin me ujë të ngrohtë dhe duke e aktivizuar produktin me majën të drejtuar në lavaman derisa rezervuari të zbrazet.
A përshtaten grykëza të tjera në pajisjen time "Philips Sonicare Compact Flosser"?	Përdorni vetëm hundëzat Philips N1 dhe N2 për këtë pajisje. Grykëzat e tjera Philips ose jo Philips nuk janë të përshtatshme për këtë produkt.
Sa shpesh duhet të ndërroj grykëzën?	Ju këshillojmë që ta ndërroni grykëzën pas 6 muajsh përdorimi. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me blerjen e pjesëve të ndërrimit në philips.com
Unë kam vështirësi në zgjatjen e rezervuarit	Hapni portën e mbushjes dhe hiqni grykëzën përpara se të përpiqeni të zgjasni rezervuarin. Kjo duhet të lejojë që rezervuari të zgjatet lehtësisht.

Garancia dhe mbështetja

Philips garanton produktet e saj për dy vjet pas datës së blerjes. Defektet për shkak të materialeve dhe mjeshtërisë së gabuar do të riparohen ose zëvendësohen me shpenzimet e Philips me kusht që të sigurohen prova bindëse të blerjes brenda periudhës kualifikuese. Philips rekomandon përdorimin e hundëzave origjinale "Sonicare" për performancë optimale. Përdorimi i hundëzave të tjera mund të dëmtojë pajisjen tuaj "Compact Flosser" dhe të kufizojë mbrojtjen tuaj të garancisë. Kontaktoni Qendrën tonë të Kujdesit për Konsumatorin në 1-800-682-7664 ose

www.philips.com/sonicare-warranty (Amerika e Veriut), jashtë Amerikës së Veriut kontaktoni qendrën tuaj lokale të kujdesit ndaj konsumatorit Philips. Për informacion mbi produktin, mbështetje dhe udhëzime në internet për përdoruesin, vizitoni:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Amerika e Veriut) ose

www.philips.com/support (jashtë Amerikës së Veriut).

PËRJASHTIMET NGA GARANCIA

Çfarë nuk mbulohet nga garancia:

- Grykëzat
- Dëmtimin e shkaktuar nga përdorimi i pjesëve të paautorizuara të ndërrimit ose grykëzave të paautorizuara
- Dëmtimin e shkaktuar nga keqpërdorimi, abuzimi, pakujdesia, modifikimi ose riparimi i paautorizuar
- Konsumimin e zakonshëm, duke përfshirë ciflosjet, gërvishtjet, gërryerjet, çngjyrimin ose zbehjen

GARANCITË E NËNKUPTUARA

ÇDO GARANCI E NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE TË PËRSHATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, DO TË KUFIZOHET PËR KOHËZGJATJEN E GARANCIVE TË SHPREHURA TË PËRCAKTUARA MË SIPËR. NË DISA SHTETE, KUFIZIMET PËR KOHËZGJATJEN E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA NUK ZBATOHEN.

KUFIZIMI I ZHDËMTIMEVE

NË ASNJË RAST PHILIPS OSE ÇDO KOMPANI FILIAL APO DEGË NUK DO TË MBAJË PËRGJEGJËSI PËR ASNJË DËM TË VEÇANTË, AKSIDENTAL OSE RRJEDHIMOR BAZUAR NË SHKELJEN E GARANCISË, SHKELJEN E KONTRATËS, NEGLIZHENCËN, SHKELJEN LIGJORE OSE ÇDO TEORI TJETËR LIGJORE. DËME TË TILLA PËRFSHIJNË, PA KUFIZIME, HUMBJEN E KURSIMEVE OSE TË TË ARDHURAVE, HUMBJEN E FITIMEVE, HUMBJEN E PËRDORIMIT, PRETENDIMET E PALËVE TË TRETA, DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIME TË DENTISTËVE DHE HIGJENISTËVE DENTARË; SI DHE KOSTON E ÇDO PAJISJEJE OSE SHËRBIMI ZËVENDËSUES. DISA SHTETE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E DËMEVE AKSIDENTALE APO RRJEDHIMORE.

Riciklimi



- Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë.
- Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe baterive.
- Informacione mbi substancat REACH, që përmbajnë produktet Philips mund të gjenden te www.philips.com/REACH


Heqja e baterisë së ringarkueshme

Bateria e karikueshme e integruar duhet të hiqet nga një profesionist i kualifikuar kur produkti hidhet. Udhëzimet për heqjen e baterive të karikueshme të integruara mund të gjenden në **www.philips.com/support**.

- Kjo pajisje përmban bateri të karikueshme me jone litiumi. DUHET TË ASGJËSOHET NË MËNYRËN E DUHUR.

Për të hequr baterinë e rikarikueshme, ju nevojiten një kaçavidë dhe pinca. Zbatoni masat paraprake bazë të sigurisë gjatë ndjekjes së procedurës së përshkruar më poshtë.


- 1 Për të zbrazur baterinë e rikarikueshme nga çdo ngarkesë, lëreni pajisjen "Compact Flosser" të funksionojë derisa të ndalojë.




- 2 Hiqeni rezervuarin duke e tërhequr atë.




- 3 Hiqni dy kapakët e vidave.




- 4 Hiqni vidat.



- 5 Tërhiqni përbërësit e brendshëm nga trupi.



- 6 Hiqni kapakun e baterisë.



- 7 Tërhiqni baterinë nga foleja. Pritini telat për të hequr baterinë.

Kujdes: Ruhuni nga skajet e mprehta të gjuhëzave të baterisë për të mos lënduar gishtat.

- 8 Mbuloni me shirit ngjitës kontaktet e baterisë për të shmangur qarqet e shkurtra elektrike nga ngarkesa e mbetur e baterisë.
- 9 Tani bateria e karikueshme mund të riciklohet dhe pjesa e mbetur e produktit mund të asgjësohet në mënyrën e duhur.

Shënim: Mos e hidhni pajisjen me mbeturinat normale shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tij, por dorëzoheni në një pikë zyrtare grumbullimi për riciklim. Duke vepruar kështu, ju ndihmoni në ruajtjen e mjedisit.

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb.

OPOZORILA

- Preprečite stik polnilnega kabla z vodo.
- Po čiščenju se vedno prepričajte, da je polnilni kabel popolnoma suh, preden ga priključite na električno omrežje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so dobili navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z izdelkom.
- Nobenega dela izdelka ne pomivajte v pomivalnem stroju, razen če je drugače navedeno v razdelku »Čiščenje«.
- Izdelka ne polnite na prostem ali blizu ogrevalnih teles.
- Ta aparat nima delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Če je aparat poškodovan, ga ne uporabljajte in se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je kabel USB ali napajalnik USB poškodovan, ga ne uporabljajte.
- Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. Uporabljajte samo originalni kabel USB in napajalnik USB, če sta priložena.
- Zbiralnika ne napolnite z vročo vodo, da ne pride do telesnih poškodb. V zbiralnik ne dajajte tujkov.
- Ta aparat je namenjen samo čiščenju zob in dlesni.
- Ne uporabljajte ga za čiščenje oči, ušes ali nosu.
- Izdelek lahko uporabljate na največ 4500 metrih nadmorske višine.
- Če pripomočka ne uporabljate nad umivalnikom, se voda lahko nabira na pultu ali tleh in predstavlja nevarnost zdrsa.
- Izdelek redno čistite (predvsem notranjost zbiralnika).
- Polnite samo z napajalniki Philips WAA1001, WAA2001, UL ali z napajalniki, ki imajo enakovredne varnostne odobritve ter vhodne (~100–240 V; 50/60 Hz; 3,5 W) in izhodne nazivne vrednosti (5 V enosmerno, 2,5 W). Seznam napajalnikov je na voljo na strani www.philips.com/support.

ZDRAVSTVENA OPOZORILA

- Če imate srčni spodbujevalnik ali morebitni drug vsadek, se pred začetkom uporabe aparata obrnite na zdravnika ali proizvajalca vsadka.
- Če se po uporabi pojavi prekomerna ali dolgotrajna krvavitev ali če med uporabo čutite nelagodje ali bolečino, aparat prenehajte uporabljati in se posvetujte z zobozdravnikom/zdravnikom.
- Ta naprava je pripomoček za osebno nego in ni namenjena temu, da bi jo uporabljalo več uporabnikov.
- Če ste v preteklih dveh mesecih prestali operacijo v ustih ali na dlesnih, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zobozdravnikom.

VARNOSTNA NAVODILA GLEDE BATERIJ

- V tem aparatu so baterije, ki jih ni mogoče zamenjati in ki jih smejo odstraniti samo usposobljene osebe.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.
- Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo in potrošni material.
- Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
- Izdelka in baterij ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Baterij ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika.
- V tem aparatu so baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ko bateriji poteče življenjska doba, je treba aparat ustrezno zavreči; glejte poglavje o recikliranju.
- Izdelek polnite in uporabljajte pri temperaturi med 3 in 40 °C.
- Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Ko ravirate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

- Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.
- Poraba energije:
 - Način izklopa (brez priključkov) $< 0,1 \text{ W}$
 - Način nizke porabe energije $< 0,3 \text{ W}$
 - Polnjenje: USB-polnjenje (5 V, enosmerno, 1 A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Pogoji shranjevanja in prenašanja


Temperatura (prevoz in skladiščenje) med -20 in $60 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

SHRANITE TA NAVODILA

Na izdelku so lahko naslednji simboli:



Ta simbol pomeni, da morate pred uporabo aparata prebrati navodila za uporabo.



Ta simbol pomeni, da morate uporabiti navedeni napajalnik.

Snemljivi del napajalnika: »xxxxxx« označuje številko modela odobrenih polnilnikov, ki jih lahko uporabite.

Uvod

Pozdravljeni pri Philipsu. Čestitamo za nakup nove zobne prhe Sonicare Compact Flosser. Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **philips.com/welcome**.

Predvidena uporaba

Zobna prha Philips Sonicare Compact Flosser je pripomoček za izpiranje ust, namenjen odstranjevanju zobnih oblog ter ostankov hrane med zobmi in na površini zob za zmanjšanje zobne gnilobe ter izboljšanje in ohranjanje zdravlja dlesni. Izdelek je namenjen za domačo uporabo. Običajno se uporablja vsaj enkrat dnevno.

Zobna prha Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Gumb za sprostitvev nastavka
- 2 Gumb za vklop/izklop
- 3 Gumb za izbiro načina
- 4 Indikatorska lučka za način
- 5 Kazalnik napolnjenosti baterije
- 6 Zbiralnik
- 7 Odprtina za polnjenje/predelek za shranjevanje nastavkov
- 8 Vrata za polnjenje

Dodatna oprema


- 9 Nastavek Comfort
- 10 Nastavek Standard
- 11 Mali vtič USB-A (stenski napajalnik ni priložen)


Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Začetni koraki


Nastavitev zobne prhe Compact Flosser

- 1 Nežno potegnite pokrov odprtine za polnjenje.






- 2 Nastavek odstranite iz predelka za shranjevanje.




- 3 Vstavite nastavek v pripomoček.

Opomba: Poskrbite, da bo nastavek popolnoma vstavljen in poravnan z zgornjim delom aparata.



- 4 Poskrbite, da je pokrov odprtine za polnjenje odprt in povlecite zbiralnik navzdol.

Opomba: Če je pokrov odprtine za polnjenje odprt, lažje povlečete zbiralnik navzdol.




- 5 Povlecite zbiralnik navzdol, da je zamašek aparata nad zamaškom v zbiralniku.


Polnjenje zbiralnika

Opozorilo: Pred polnjenjem zbiralnika in pred uporabo aparata odstranite polnilnik iz zobne prhe Compact Flosser.


- 1 Odprite odprtino za polnjenje in napolnite zbiralnik z mlačno vodo.

ali






Vodo lahko nalijete tudi neposredno v zbiralnik. Nežno povlecite zbiralnik s prhe Compact Flosser in ga napolnite z vodo do oznake za največjo dovoljeno količino vode. Znova namestite rezervoar in se prepričajte, da sta zamašek aparata in zbiralnika pravilno nameščena.



2 Previdno zaprite odprtino za polnjenje.

Opomba: Pri polnjenju zbiralnika ne prekoračite oznake za največjo dovoljeno količino vode (200 ml).

Načini



Zobna prha Compact Flosser lahko deluje v treh različnih načinih. Za preklapljanje med načini pritisnite gumb za izbiro načina.

Načini imajo različne intenzivnosti. Razvrščene so od najnižje do najvišje:

Sensitive

Ta način s funkcijo narekovanja intervalov zagotavlja nežen pritisk vode. Funkcija narekovanja intervalov s kratkim premorom v toku vode na vsakih 15 sekund ponazori, kdaj je čas, da se premaknete na naslednji predel v ustih.

Pulse

V tem načinu se izmenjujejo močni in nežni curki vode in je zasnovan za masažo in stimulacijo dlesni. Funkcija narekovanja intervalov s kratkim premorom v toku vode na vsakih 15 sekund ponazori, kdaj je čas, da se premaknete na naslednji predel v ustih.

Clean


Ta način s funkcijo narekovanja intervalov omogoča stalni tlak vode za odlično čiščenje. Funkcija narekovanja intervalov s kratkim premorom v toku vode na vsakih 15 sekund ponazori, kdaj je čas, da se premaknete na naslednji predel v ustih.

Opomba: Pri prvi uporabi zaženite aparat v načinu Sensitive za najnižjo intenzivnost. Priporočamo, da

intenzivnost povečujete v razdobju nekaj tednov. Ko boste lahko prenesli višje intenzivnosti, bo tudi čiščenje učinkovitejše.

Opomba: Pri tej zobni prhi Compact Flosser je funkcija narekovanja intervalov že vklopljena. Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo narekovanja intervalov, ko je zobna prha Compact Flosser izklopljena, pritisnite in tri sekunde držite gumb za izbiro načina. Ko se funkcija deaktivira, lučka indikatorja baterije enkrat utripne oranžno. Ko se funkcija aktivira, lučka indikatorja baterije dvakrat utripne zeleno.


Uporaba zobne prhe Compact Flosser



- 1 Preden aparat vklopite, usmerite konico nastavka v umivalnik. Voda naj prši v umivalnik. Ko se voda iztoči iz aparata, ga izklopite.




- 2 Konico nastavka položite v usta. Nagnite se nad umivalnik in nekoliko priprite ustnice okrog konice nastavka, da preprečite škropljenje. Zagotovite dovolj prostora, da bo lahko voda iz ust odtekala v umivalnik.



- 3 Konico nastavka pod kotom 90 stopinj postavite tik nad dlesni.




- 4 Pritisnite gumb za vklop/izklop na ročaju, da vklopite zobno prho Compact Flosser in začnete prhanje.




- a Začnite pri zgornjih ali spodnjih zobeh zadaj, nato pa konico nastavka pomikajte ob dlesni in se za kratko ustavite pri vsakem zobu.

Opomba: Po želji obrnite nastavek za lažje nameščanje vzdolž dlesni.



- b Sledite funkciji narekovanja intervalov in skupno 30 sekund čistite zunanjo (15 sekund) in notranjo (15 sekund) stran zob na enem loku.

Opomba: Ne pozabite očistiti notranje strani zob.




- c Sledite funkciji narekovanja intervalov in ponovite postopek še na drugem loku, 15 sekund na notranji strani in 15 na zunanji strani, dokler skupno vsaj minuto ne čistite vseh prostorov okoli zob in med njimi.


Opomba: Pretok vode lahko med uporabo ustavite s pritiskom na gumb za vklop/izklop na zobni prhi Compact Flosser.

Opomba: Če se med uporabo odločite za ponovno polnjenje zbiralnika za vodo, aparat med tem izklopite, nato pa nadaljujte tam, kjer ste ostali, dokler vsaj minuto ne čistite vseh rež okoli zob in med njimi.


Po vsaki uporabi




- 1 Odstranite nastavek tako, da ga potegnete in hkrati držite gumb za sprostitev nastavka.




- 2 Konico izperite s toplo vodo.



- 3 Previdno odprite odprtino za polnjenje na vrhu zobne prhe Compact Flosser.



- 4 Odlijte odvečno vodo. Obrišite nastavek, zunanost ročaja in zbiralnik.



- 5 Nato ga vstavite nazaj v ročaj.

Opomba: Za hitrejšo sušenje pustite odprtino za polnjenje odprto ali pustite zobno prho Compact Flosser razstavljeno med uporabi (zbiralnik lahko v celoti odstranite).

Opomba: Zobne prhe Compact Flosser ne puščajte razstavljene dlje, kot je potrebno.

Polnjenje in stanje baterije


Zobna prha Sonicare Compact Flosser je zasnovana tako, da pri polni bateriji zagotavlja najmanj 24 prhanj, od katerih vsako traja 1 minuto. Aparat se bo po dveh minutah uporabe izklopil.

Opomba: Polnjenje baterije pred prvo uporabo lahko traja do 4 ure, vendar lahko zobno prho Compact Flosser uporabljate tudi, ko še ni povsem napolnjena.

Polnjenje




- 1 Nežno povlecite pokrovček vrat za polnjenje na strani prhe Compact Flosser, da se pokažejo vrata za polnjenje.



- 2 Napajalni kabel z malim vtičem USB-A priključite v 5-voltni stenski napajalnik USB.

Opomba: Stenski napajalnik ni priložen vsem modelom. Uporabljajte samo 5-voltni napajalnik (vrsta A).



- 3 Napajalni kabel z malim vtičem USB-A priključite v vrata za polnjenje.

Opomba: Preden priključite napajalni kabel z malim vtičem USB-A, se prepričajte, da je ročaj popolnoma suh.



- 4 Med polnjenjem indikator baterije utripa.
- 5 Kadar se zobna prha Compact Flosser ne polni, zaprite pokrovček vrat za polnjenje.

Stanje baterije

Stanje baterije

Indikator baterije prikazuje stanje baterije, ko dokončate prhanje ali ko začasno ustavite zobno prho Compact Flosser.

Ko se zobna prha Compact Flosser polni

Stanje baterije	Indikator baterije
Napolnjena	Sveti zeleno
Polnjenje	Utripa zeleno

Opomba: Indikator baterije bo utripal, dokler se baterija ne napolni. Ko se aparat popolnoma napolni, ko je priključen, lučka 30 sekund sveti zeleno in nato preneha svetiti.

Ko se zobna prha Compact Flosser ne polni

Stanje baterije	Indikator baterije
Napolnjena	Sveti zeleno
Srednje napolnjena	Utripa zeleno
Skoraj prazna	Utripa oranžno
Prazna	5 sekund utripa oranžno in zobna prha Compact Flosser se samodejno izklopi


Opomba: Ko se prikaže indikator, da je baterija skoraj prazna, je zobna prha Compact Flosser zasnovana tako, da zagotavlja še vsaj tri prhanja, od katerih vsako traja 1 minuto.

Čiščenje


Zobno prho Compact Flosser je treba čistiti enkrat tedensko. Aparat in dodatno opremo očistite, kot sledi. Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.

Opomba: Aparata ne zaženite ali čistite z raztopinami za čiščenje z visoko vsebnostjo alkohola.


Opozorilo: Zobne prhe Compact Flosser ne čistite, ko je priključen napajalni kabel z malim vtičem USB-A. Aparat pred čiščenjem izključite in zaprite pokrovček vrat za polnjenje.




- 1 Odstranite nastavek tako, da ga potegnete in hkrati držite gumb za sprostitve nastavka.




- 2 Konico izperite s toplo vodo.



- 3 Previdno odprite odprtino za polnjenje na vrhu zobne prhe Compact Flosser.



- 4 Odvečno vodo odlijte v lijak.




- 5 Zbiralnik odstranite z zobne prhe Compact Flosser tako, da ga previdno potegnete z aparata. Zbiralnik lahko ročno operete s toplo vodo in blagim milom. Po potrebi lahko ročaj očistite tako, da ga z mehko krpo in blago milnico obrišete.


Shranjevanje

Vaša zobna prha Compact Flosser je zasnovana tako, da lahko en nastavek shranite v ročaj. Če želite uporabiti to funkcijo:


- 1 Odstranite nastavek tako, da ga potegnete in hkrati držite gumb za sprostitve nastavka.




- 2 Previdno odprite odprtino za polnjenje na vrhu zobne prhe Compact Flosser.



- 3 Vstavite nastavek v odprtino za polnjenje.




- 4 Zobno prho Compact Flosser zložite tako, da zbiralnik potisnete navzgor.



Opomba: Če je pokrov odprtine za polnjenje odprt, lažje zložite zbiralnik.

- 5 Previdno zaprite odprtino za polnjenje.



Zamenjava

Nastavke zamenjajte vsakih 6 mesecev oziroma takoj, če se poškodujejo. Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **philips.com** ali pri lokalnem prodajalcu izdelkov Philips Sonicare.

Opomba: Zobna prha Compact Flosser je združljiva samo z nastavki za zobno prho Philips Sonicare Compact Flosser. Ni združljiva z drugimi nastavki Philips Sonicare, na primer z nastavki za Power Flosser.

Odpravljanje težav

Vprašanje	Odgovor
Ali lahko v zbiralniku vode uporabljam ustno vodo ali eterična olja?	Uporabe eteričnih olj v zbiralniku vode ne priporočamo. V zbiralniku lahko uporabite mešanico ustne in navadne vode. Po uporabi ustne vode aparat izperite, da preprečite zamašitev – zbiralnik delno napolnite s toplo vodo in izpirajte izdelek tako, da je konica usmerjena v umivalnik, dokler ne izpraznite zbiralnika.
Ali se drugi nastavki prilegajo zobni prhi Philips Sonicare?	Za ta aparat uporabljajte samo nastavke Philips N1 in N2. Drugi nastavki Philips ali nastavki drugih proizvajalcev niso združljivi s tem izdelkom.
Kako pogosto moram menjati nastavek?	Svetujemo vam, da nastavek zamenjate po 6 mesecih uporabe. Več informacij o nakupu nadomestnih delov lahko najdete na spletnem mestu philips.com
Imam težave pri razširitvi zbiralnika	Odprite odprtino za polnjenje in odstranite nastavek, preden poskusite razširiti zbiralnik. Zdaj bi se moral zbiralnik enostavno razširiti.

Jamstvo in podpora

Philips daje za svoje izdelke jamstvo za dve leti od datuma nakupa. V garancijskem obdobju bo Philips vse okvare zaradi napake v materialu in izdelavi na lastne stroške popravil ali izdelek zamenjal ob predložitvi potrdila o nakupu. Za optimalno učinkovitost delovanja Philips priporoča uporabo originalnih nastavkov Sonicare. Uporaba drugih nastavkov lahko poškoduje vašo zobno prho Compact Flosser in omeji kritje v okviru garancije. Pokličite center za pomoč uporabnikom na številki 1-800-682-7664 ali obiščite spletno mesto **www.philips.com/sonicare-warranty** (Severna Amerika), zunaj območja Severne Amerike pa se obrnite na lokalni Philipsov center za pomoč uporabnikom. Za več informacij o izdelku in spletna uporabniška navodila obiščite **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Severna Amerika) ali **www.philips.com/support** (zunaj Severne Amerike).

IZVZETO IZ GARANCIJE

Česa garancija ne vključuje:

- nastavkov
- poškodb zaradi uporabe neodobrenih nadomestnih delov ali neodobrenih nastavkov,
- poškodb zaradi napačne ali neprimerne uporabe, malomarnosti, sprememb ali nepooblaščenih popravil,
- običajne obrabe, vključno z odkruški, praskami, odrgninami, razbarvanjem ali obledelostjo barv.

IMPLICITNA JAMSTVA

VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z IMPLICITNIM JAMSTVOM PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, SO OMEJENA NA TRAJANJE IZRECNIH JAMSTEV, DOLOČENIH ZGORAJ. V NEKATERIH DRŽAVAH OMEJITVE TRAJANJA IMPLICITNIH JAMSTEV NE VELJAJO.

OMEJITEV ZAHTEVKOV

PHILIPS, NJEGOVA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA ALI PODRUŽNICE NE BODO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO

ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI TEMELJI NA KRŠITVI JAMSTVA, KRŠITVI POGODBE, MALOMARNOSTI, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI ALI KATERI KOLI DRUGI PRAVNI TEORII. TAKA ŠKODA MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO PRIHRANKOV ALI PRIHODKA, IZGUBO DOBIČKA, NEZMOŽNOST UPORABE, ZAHTEVKE TRETJIH OSEB, MED DRUGIM TUDI VKLJUČNO Z ZOBOZDRAVNIKI IN ZOBNIMI HIGIENIKI, TER STROŠKE MOREBITNIH NADOMESTNIH STORITEV ALI OPREME. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJOJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE.

Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki.
- Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.
- Informacije o snoveh v Philipsovih izdelkih, ki jih je treba navesti v skladu z uredbo REACH, so na voljo na spletni strani www.philips.com/REACH.


Odstranitev akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo mora odstraniti usposobljeni strokovnjak, ko izdelek zavržete. Navodila za odstranitev vgrajenih akumulatorskih baterij so na spletnem mestu **www.philips.com/support**.

- V tem aparatu je litij-ionska akumulatorska baterija. TREBA JO JE USTREZNO RECIKLIRATI OZIROMA ZAVREČI.

Za odstranitev akumulatorske baterije potrebujete izvajac in klešče za žico. Pri izvajanju spodaj opisanega postopka upoštevajte osnovne varnostne ukrepe.


- 1 Če želite povsem izprazniti akumulatorsko baterijo, pustite, da zobna prha Compact Flosser deluje, dokler se ne ustavi.




- 2 Odstranite zbiralnik tako, da ga povlečete z aparata.




- 3 Odstranite navojna pokrovčka.




- 4 Odstranite vijaka.



- 5 Povlecite notranje komponente iz ohišja.



- 6 Odstranite pokrovček baterije.



- 7 Povlecite baterijo iz predela za baterijo. Prerežite žice, da odstranite baterijo.

Opozorilo: Pazite, da si z ostrimi robovi jezičkov baterije ne poškodujete prstov.

- 8 Stike baterije prekrijte z lepilnim trakom, da preprečite kratek stik zaradi preostale napetosti v bateriji.



- 9** Akumulatorsko baterijo lahko zdaj reciklirate, preostale dele izdelka pa ustrezno zavržete.

Opomba: Naprave po preteku življenjske dobe ne zavržete skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

VAROVANIA

- Nabíjací kábel chráňte pred vodou.
- Po vyčistení sa pred pripojením do sieťovej zásuvky vždy presvedčte, či je nabíjací kábel úplne suchý.
- Toto zariadenie môžu používať deti a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Žiadnu časť výrobku nečistite v umývačke riadu, pokiaľ nie je uvedené inak v časti Čistenie.
- Výrobok nenabíjajte vonku ani v blízkosti vyhrievaných povrchov.
- Toto zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Ak je zariadenie poškodené, prestaňte ho používať a kontaktujte Autorizované servisné stredisko vo svojej krajine. Ak je kábel USB alebo napájací zdroj USB poškodený, prestaňte ho používať.
- Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips. Pokiaľ je súčasťou dodávky, používajte len originálny kábel USB a napájací zdroj USB.
- Aby ste predišli zraneniu, nenalievajte do nádržky horúcu vodu. Do nádržky nekladajte cudzie predmety.
- Táto pomôcka je určená iba na čistenie zubov a ďasien.
- Nepoužívajte ju na čistenie očí, uší alebo nosa.
- Možno ho používať v maximálnej nadmorskej výške 4500 metrov.
- Ak sa pomôcka nepoužíva nad umývadlom, môže sa na pulte alebo podlahe hromadiť voda a predstavovať nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Pravidelne výrobok čistite (najmä vnútro nádržky).
- Zariadenie nabíjajte iba adaptérmí Philips WAA1001, WAA2001, UL alebo rovnocennými adaptérmí, ktoré boli schválené z hľadiska bezpečnosti, s vhodnými vstupnými hodnotami (100 – 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) a výstupnými hodnotami (5 Vdc; 2,5 W). Zoznam adaptérov nájdete na adrese www.philips.com/support.

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA

- Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, pred používaním zubnej kefy kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu implantovaného zariadenia.
- Ak po použití dôjde k nadmernému alebo dlhodobému krvácaniu alebo ak počas používania pociťujete ťažkosti alebo bolesť, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím zubným alebo všeobecným lekárom.
- Tento spotrebič je zariadenie pre osobnú starostlivosť a nie je určený na zdieľanie viacerými používateľmi.
- Ak ste sa v priebehu uplynulých 2 mesiacov podrobili operačnému zákroku v ústnej dutine alebo operačnému zákroku ďasien, pred používaním tohto výrobku sa poraďte so zubárom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K BATÉRII

- Táto pomôcka obsahuje nevymeniteľné batérie, ktoré môžu vybrať len kvalifikované osoby.
- Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.
- Používajte len originálne príslušenstvo a spotrebný materiál od spoločnosti Philips.
- Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa spoločnosť Philips.
- Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
- Tento výrobok ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Na konci životnosti batérie treba zariadenie zlikvidovať náležitým spôsobom. Pozrite si kapitolu venovanú recyklácii.
- Výrobok nabíjajte a používajte pri teplote od 3 °C do 40 °C.
- Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

- Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.
- Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.
- Príkon:
 - Režim vypnutia (bez príslušenstva) < 0,1 W
 - Režim nízkej spotreby energie < 0,3 W
 - Nabíjanie: Nabíjanie pomocou portu USB (5 V DC, 1 A)

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.


Podmienky na uskladnenie a prepravu

Teplota (preprava a skladovanie) medzi -20 °C až 60 °C.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY

Na výrobku sa môžu nachádzať tieto symboly:

Tento symbol znamená, aby ste si pred použitím zariadenia prečítali návod na použitie.



Tento symbol znamená, aby ste používali uvedený napájací zdroj.

Odnímateľná časť napájacieho zdroja: Výraz „xxxxxx“ označuje číslo modelu schválených nabíjačiek, ktoré sa majú použiť.

Úvod

Vitajte v spoločnosti Philips. Blahoželáme vám ku kúpe nového čističa medzizubných priestorov Sonicare Compact Flosser. Ak chcete využiť všetky výhody

zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na **philips.com/welcome**.

Určené na použitie

Philips Sonicare Compact Flosser je pomôcka vyvinutá na odstraňovanie zubného povlaku a zvyškov jedla z medzizubných priestorov a na povrchu zubov pomocou prúdu vody. Pomôcka pomáha znižovať riziko vzniku zubného kazu, pričom zlepšuje a udržiava zdravie ďasien. Tento výrobok je určený na bežné domáce použitie minimálne raz denne.


Váš čistič medzizubných priestorov Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Tlačidlo na uvoľnenie trysky
 - 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
 - 3 Tlačidlo režimu
 - 4 Indikátor režimu
 - 5 Svetelný indikátor batérie
 - 6 Nádržka
 - 7 Plniaci otvor/ukladanie trysiek
 - 8 Nabíjací port
- Príslušenstvo**
- 9 Tryska Comfort
 - 10 Tryska Standard
 - 11 Malá koncovka USB-A (sieťový adaptér nie je súčasťou balenia)


Poznámka: Dodávané príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.

Začíname


Nastavte si pomôcku Compact Flosser



- 1 Jemne zatiahnite za kryt plniaceho otvoru.




- 2 Vyberte trysku z priehradky na odkladanie.




- 3 Vložte trysku do pomôcky.

Poznámka: Skontrolujte, či je tryska úplne zasunutá a v jednej rovine s hornou časťou zariadenia.



- 4 Uistite sa, že je kryt plniaceho otvoru otvorený a stiahnite nádržku.

Poznámka: Keď je kryt plniaceho otvoru otvorený, nádržka sa dá stiahnuť ľahšie.




- 5 Sťahujte nádržku, kým sa zátko pomôcky nedostane nad zátku vo vnútri nádržky.


Plnenie nádržky

Varovanie: Pred plnením nádržky a používaním pomôcky Compact Flosser odpojte nabíjačku od pomôcky.


- 1 Otvorte plniaci otvor a nádržku naplňte vlažnou vodou.

Alebo






Vodu možno napustiť aj priamo do nádržky. Opatrne vytiahnite nádržku z pomôcky Compact Flosser a naplňte ju vodou po maximálnu hranicu vyznačenú čiarou MAX. Znova nasadte nádržku a uistite sa, že zátko pomôcky a zásobníka sú správne na svojom mieste.



2 Opatrne zatvorte plniaci otvor.

Poznámka: Pri plnení nádržky neprekračujte maximálnu hranicu vyznačenú čiarou MAX (200 ml).

Režimy



Pomôcka Compact Flosser je vybavená tromi rôznymi režimami. Stlačením tlačidla režimov môžete prepínať medzi režimami.

Režimy majú rôzne intenzity. Uvedené od najnižšej intenzity po najvyššiu:

Sensitive

Tento režim s časovačom poskytuje jemný tlak vody. Časovač pomocou krátkeho prerušenia prúdu vody vždy po 15 sekundách signalizuje, kedy by ste mali prejsť na ďalšiu časť zubov.

Impulzy

Tento režim strieda silné a jemné impulzy a je určený na masáž a stimuláciu ďasien. Časovač pomocou krátkeho prerušenia prúdu vody vždy po 15 sekundách signalizuje, kedy by ste mali prejsť na ďalšiu časť zubov.


Clean (Čistenie)

Tento režim s časovačom poskytuje stály tlak vody na skvelé čistenie. Časovač pomocou krátkeho prerušenia prúdu vody vždy po 15 sekundách signalizuje, kedy by ste mali prejsť na ďalšiu časť zubov.

Poznámka: Pri prvom použití spustíte pomôcku v režime s najnižšou intenzitou Sensitive. Intenzitu odporúčame v priebehu niekoľkých týždňov zvyšovať. Keď si zvyknete na vyššiu intenzitu, dosiahnete pri čistení lepší účinok.

Poznámka: Pomôcka Compact Flosser sa dodáva s aktivovaným časovačom. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať časovač, keď je pomôcka Compact Flosser vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo na výber režimu na 3 sekundy. Po deaktivácii indikátor batérie zabliká raz na žltó. Po aktivácii indikátor batérie zabliká dvakrát na zeleno.


Používanie pomôcky Compact Flosser



- 1 Pred zapnutím zariadenia namierte špičku trysky do umývadla. Nechajte vodu striekať do umývadla. Keď voda zo zariadenia vytečie, zariadenie vypnite.




- 2 Špičku trysky si vložte do úst. Nakloňte sa nad umývadlo, privrite pery a zľahka nimi špičku trysky obopnite, aby ste predišli špliechaniu. Nechajte ústa dostatočne otvorené, aby z nich voda mohla vytekať do umývadla.



- 3 Nastavte polohu špičky trysky v pravom uhle tesne nad úroveň ďasien.




- 4 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na rukoväti zapnite pomôcku Compact Flosser a začnite čistiť medzizubné priestory.




- a S čistením začnite od zadných zubov hornej a dolnej čeľuste. Posúvajte špičku trysky pozdĺž ďasien a pri každom medzizubnom priestore sa chvíľu zastavte.

Poznámka: Podľa potreby otáčajte tryskou, aby ste ju ľahšie umiestnili pozdĺž línie ďasien.



- b Postupujte podľa časovača tak, aby ste si čistili zuby zvonka (15 sekúnd) aj zvnútra (15 sekúnd), spolu 30 sekúnd v jednom zubnom oblúku.

Poznámka: Nezabudnite si vyčistiť zuby aj zo zadnej strany.




- c Postupujte podľa časovača a 15-sekundovým čistením vnútornej a 15-sekundovým čistením vonkajšej strany vyčistíte aj druhý zubný oblúk. Celkové čistenie všetkých medzizubných priestorov obidvoch zubných oblúkov by malo trvať aspoň jednu minútu.


Poznámka: Prúdenie vody počas čistenia môžete zastaviť stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na pomôcke Compact Flosser.

Poznámka: Ak budete chcieť nádržku počas používania doplniť, vypnite zariadenie, doplňte nádržku a potom pokračujte tam, kde ste prestali. Celkové vyčistenie všetkých medzizubných priestorov v prípade obidvoch zubných oblúkov by malo trvať aspoň jednu minútu.


Po každom použití




- 1 Trysku odstráňte tak, že podržíte tlačidlo na uvoľnenie trysky a zároveň vytiahnete trysku.




- 2 Opláchnite jeho špičku teplou tečúcou vodou.



- 3 Opatrne otvorte plniaci otvor na vrchnej časti pomôcky Compact Flosser.



- 4 Vylejte prebytočnú vodu. Osušte trysku, vonkajšiu stranu rukoväti a nádržku.



- 5 Nástavec vložte späť do rukoväte.

Poznámka: Sušenie uľahčíte tak, že necháte plniaci otvor otvorený alebo necháte pomôcku Compact Flosser medzi jednotlivými použitiami rozobratú (nádržku môžete úplne vytiahnuť).

Poznámka: Nenechávajte pomôcku Compact Flosser rozobratú dlhšie, ako je potrebné.

Nabíjanie a stav batérie


Vaša pomôcka Sonicare Compact Flosser je navrhnutá tak, aby na plne nabitú batériu poskytovala najmenej 24 čistení medzizubných priestorov, pričom každé čistenie trvá 1 minútu. Po 2 minútach používania sa zariadenie automaticky vypne.

Poznámka: Úplné nabitie batérie pred prvým použitím môže trvať až 4 hodiny, pomôcku Compact Flosser však môžete použiť aj skôr, než bude batéria úplne nabitá.

Nabíjanie




- 1 Jemne povytiahnite kryt nabíjacieho portu na bočnej strane pomôcky Compact Flosser, aby ste odkryli nabíjací port.



- 2 Zapojte nabíjací kábel s malou koncovkou USB-A do 5 V sieťového adaptéra USB.

Poznámka: Sieťový adaptér sa nedodáva ku všetkým modelom. Používajte len 5 V adaptér (typu A).



- 3 Zapojte nabíjací kábel s malou koncovkou USB-A do nabíjacieho portu.

Poznámka: Pred pripojením nabíjacieho kábla s malou koncovkou USB-A sa uistite, že pomôcka je úplne suchá.



- 4 Počas nabíjania bliká indikátor batérie.
- 5 Pokiaľ práve neprebíha nabíjanie, zatvorte kryt nabíjacieho portu pomôcky Compact Flosser.

Úroveň nabitia batérie

Úroveň nabitia batérie

Indikátor batérie zobrazuje stav batérie po dokončení cyklu čistenia medzizubných priestorov alebo keď prevádzku pomôcky Compact Flosser prerušíte.

Keď sa pomôcka Compact Flosser nabíja

Úroveň nabitia batérie	Indikátor batérie
Plné nabitie	Svieti na zeleno
Nabíjanie	Blikajú na zeleno

Poznámka: Indikátor batérie bude blikáť až do úplného nabitia. Keď sa batéria v pomôcke pripojenej k nabíjačke úplne nabije, indikátor sa na 30 sekúnd rozsvieti na zeleno a potom sa vypne.

Keď sa pomôcka Compact Flosser nenabíja

Úroveň nabitia batérie	Indikátor batérie
Plné nabitie	Svieti na zeleno
Stredná	Blikajú na zeleno
Nízka	Bliká na žltó
Vybitá	Indikátor bliká na žltó 5 sekúnd a potom sa pomôcka Compact Flosser automaticky vypne


Poznámka: Po rozsvietení indikátora takmer vybitej batérie zvládne pomôcka Compact Flosser vykonať ešte aspoň 3 jednominútové cykly medzizubného čistenia.

Čistenie


Pomôcku Compact Flosser treba čistiť raz týždenne. Pomôcku a príslušenstvo čistite podľa nasledujúceho postupu. Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Poznámka: Neprevádzkujte ani nečistite pomôcku čistiacimi roztokmi s vysokým obsahom alkoholu.


Varovanie: Nečistite pomôcku Compact Flosser, keď je pripojený nabíjací kábel s malou koncovkou USB-A. Pred čistením zariadenie odpojte a zatvorte kryt nabíjacieho portu.




- 1 Trysku odstránite tak, že podržíte tlačidlo na uvoľnenie trysky a zároveň vytiahnete trysku.




- 2 Opláchnite jeho špičku teplou tečúcou vodou.



- 3 Opatrne otvorte plniaci otvor na vrchnej časti pomôcky Compact Flosser.




- 4 Vylejte zvyšnú vodu do umývadla.




- 5 Opatrne vytiahnutím vyberte nádržku z pomôcky Compact Flosser. Nádržku je možné umývať ručne teplou vodou a jemným mydlom. V prípade potreby môžete rukoväť vyčistiť pretretím mäkkou handričkou a jemným mydlom.

Skladovanie


Pomôcka Compact Flosser je navrhnutá tak, aby ste do rukoväti mohli uložiť jednu trysku. Využitie tejto funkcie:




- 1 Trysku odstránite tak, že podržíte tlačidlo na uvoľnenie trysky a zároveň vytiahnete trysku.



- 2 Opatrne otvorte plniaci otvor na vrchnej časti pomôcky Compact Flosser.




- 3 Vložte trysku do plniaceho otvoru.



- 4 Pomôcku Compact Flosser zložte zatlačením nádrčky nahor.

Poznámka: Keď je kryt plniaceho otvoru otvorený, nádržka sa dá zložiť ľahšie.



- 5 Opatrne zatvorte plniaci otvor.

Výmena

Trysky vymieňajte každých 6 mesiacov alebo bezprostredne po poškodení. Ak chcete kúpiť

príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na web **philips.com** alebo sa obráťte na miestneho predajcu výrobkov značky Philips Sonicare.

Poznámka: Pomôcka Compact Flosser je kompatibilná len s tryskami Philips Sonicare Compact Flosser. Nie je kompatibilná s inými tryskami Philips Sonicare, ako sú napríklad trysky Power Flosser.

Riešenie problémov

Otázka	Odpoveď
Môžem v nádržke použiť ústnu vodu alebo esenciálne oleje?	Používanie esenciálnych olejov v nádržke sa neodporúča. Ústnu vodu možno zmiešať s vodou a použiť v nádržke. Po použití zmesi s ústnou vodou je potrebné čiastočne naplniť nádržku teplou vodou, zapnúť výrobok s nastavcom namiereným do umývadla a počkať, kým sa nádržka nevyprázdni, aby sa predišlo upchatiu zariadenia.
Budú ostatné nástavce vhodné pre môj elektrický čistič medzizubných priestorov Philips Sonicare?	Pre túto pomôcku používajte iba trysky Philips N1 a N2. Iné trysky od spoločnosti Philips alebo od iných výrobcov nie sú kompatibilné s týmto výrobkom.
Ako často je potrebné vymieňať nástavec?	Nástavec odporúčame vymieňať po 6 mesiacoch používania. Ďalšie informácie o kúpe náhradných dielov nájdete na webovej stránke philips.com
Mám problémy s vysunutím nádržky	Pred pokusom o vysunutie nádržky otvorte plniaci otvor a odoberte trysku. To by malo umožniť ľahké vysunutie nádržky.

Záruka a podpora

Spoločnosť Philips poskytuje na svoje výrobky záruku počas dvoch rokov od dátumu zakúpenia. Za predpokladu, že v príslušnej lehote poskytnete

presvedčivý doklad o zakúpení, spoločnosť Philips na vlastné náklady opraví poškodenia spôsobené chybami materiálu a výroby alebo výrobok vymení. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúča spoločnosť Philips používať originálne nástavce Sonicare. V prípade použitia iných trysiek môže dôjsť k poškodeniu elektrického čističa medzizubných priestorov Compact Flosser a obmedzeniu záručnej ochrany. Kontaktujte naše Stredisko starostlivosti o zákazníkov na čísle 1-800-682-7664 alebo na webovej stránke **www.philips.com/sonicare-warranty** (Severná Amerika), mimo Severnej Ameriky kontaktujte miestne Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips. Údaje o výrobku a online návod na používanie nájdete na adrese:

https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare (Severná Amerika) alebo **www.philips.com/support** (mimo Severnej Ameriky).

VYLÚČENIA ZÁRUKY

Na čo sa záruka nevzťahuje:

- Trysky
- Poškodenie spôsobené použitím neautorizovaných náhradných dielov alebo neautorizovaných trysiek
- Poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nepovoleným používaním, zanedbávaním, úpravou alebo opravou vykonanou neoprávnenou osobou
- Bežné opotrebovanie vrátane úlomkov, škrabancov, oderov, zmeny alebo straty farby

MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

AKÉKOLVEK MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE TRVANIA VÝSLOVNÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH VYŠŠIE. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH NEPLATIA OBMEDZENIA TRVANIA MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK.

OBMEDZENIE NÁPRAV

SPOLOČNOSŤ PHILIPS ANI ŽIADNA Z JEJ PRIDRUŽENÝCH ALEBO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE MIMORIADNE,

NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z PORUŠENIA ZÁRUKY, PORUŠENIA ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, DELIKTU ALEBO AKEJKOLVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE. MEDZI TAKÉTO ŠKODY PATRIA (BEZ OBMEDZENIA) STRATA ÚSPOR ALEBO VÝNOSOV, STRATA ZISKU, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA, NÁROKY TRETÍCH STRÁN VRÁTANE (BEZ OBMEDZENIA) ZUBÁROV A ZUBNÝCH HYGIENIKOV A NÁKLADY NA AKÉKOLVEK NÁHRADNÉ ZARIADENIE ALEBO SLUŽBY. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD.

Recyklácia



- Tento symbol znamená, že tento elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.
- Informácie o látkach podľa nariadenia REACH, ktoré obsahujú produkty spoločnosť Philips, nájdete na adrese www.philips.com/REACH


Vybratie nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu musí pri likvidácii výrobku demontovať odborne spôsobilý technik. Pokyny na demontáž zabudovaných nabíjateľných batérií nájdete na adrese **www.philips.com/support**.

- Táto pomôcka obsahuje lítiovo-iónový dobíjateľný akumulátor. KTORÝ JE NUTNÉ SPRÁVNE RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ.

Pri vyberaní nabíjateľnej batérie budete potrebovať skrutkovač a štikacie kliešte. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a dbajte na základné bezpečnostné opatrenia.


- 1 Ak chcete dobíjaciu batériu vybiť, nechajte pomôcku Compact Flosser spustenú, kým sa nezastaví.




- 2 Vyberte nádržku vytiahnutím.




- 3 Odstráňte dva skrutkovacie uzávery.




- 4 Odskrutkujte skrutky.



- 5 Vytiahnite vnútorné komponenty z tela.



- 6 Demontujte kryt priehradky na batérie.



- 7 Vytiahnite batériu z držiaka. Prestrihnite káble a vyberte batériu.

Výstraha: Dajte si pozor na ostré hrany pripojení batérie, aby nedošlo k poraneniu prstov.

- 8 Kontakty batérie zalepte páskou, aby ste zabránili elektrickému skratu z možného zvyškového nabitia batérie.



- 9** Nabíjateľnú batériu môžete teraz recyklovať a zvyšok výrobku náležite zlikvidovať.

Poznámka: Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda.

UPOZORENJA

- Držite kabl za punjenje dalje od vode.
- Nakon čišćenja proverite da li je kabl punjača potpuno suv pre nego što ga priključite u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili ona koja nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala proizvodom.
- Ne čistite nijedan deo proizvoda u mašini za pranje sudova, osim ako nije drugačije navedeno u odeljku Čišćenje.
- Nemojte puniti aparat na otvorenom niti u blizini zagrejanih površina.
- Ovaj aparat ne sadrži delove koje servisira korisnik. Ako je aparat oštećen, prestanite sa korišćenjem i obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji. Ako na USB kablju ili na USB napajanju postoji oštećenje, prestanite da ga koristite.
- Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. Ako su priloženi, koristite samo originalni USB kabl i USB napajanje.
- Da biste izbegli povrede, rezervoar nemojte da puniti vrućom vodom. Nemojte da stavljate strane predmete u rezervoar.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo za čišćenje zuba i desni.
- Ne koristite za čišćenje očiju, ušiju ili nosa.
- Maksimalna nadmorska visina na kojoj se koristi jeste 4500 metara.
- Može da dođe do nakupljanje vode na lavabou ili podu, što može da predstavlja rizik od okliznuća ako se ne koristi iznad lavaboja.
- Redovno čistite proizvod (posebno unutar rezervoara).
- Puniti samo pomoću adaptera Philips WAA1001, WAA2001, UL ili pomoću ekvivalentnih adaptera čija je bezbednost odobrena i koji imaju ulaznu snagu (100–240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) i izlaznu snagu (5 Vdc; 2,5 W). Listu adaptera pogledajte na stranici www.philips.com/support.

MEDICINSKA UPOZORENJA

- Ako imate pejsmejker ili neki drugi implantat, obratite se lekaru ili proizvođaču implantata pre upotrebe.

- Prestanite sa upotrebom aparata i konsultujte se sa stomatologom ili lekarom ako dođe do prekomernog ili produženog krvarenja nakon upotrebe, ili ako osetite nelagodnost ili bol tokom korišćenja.
- Ovaj aparat je namenjen za ličnu negu i nije predviđen za upotrebu od strane više korisnika.
- Posavetujte se sa vašim stomatologom pre upotrebe ovog proizvoda ukoliko ste imali hirurški zahvat u ustima ili na desnim u prethodna 2 meseca.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJU

- Ovaj aparat sadrži baterije koje mogu se ne mogu menjati i koje mogu da uklone samo obučena lica.
- Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.
- Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte da ih izlažete direktnom sunčevom svetlu niti visokim temperaturama.
- Ako proizvod postane neuobičajeno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte kompaniju Philips.
- Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.
- Nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštećujete niti da rastavljate proizvod ili bateriju da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci. Nemojte da izazivate kratki spoj, da prepunjavate niti da obrnuto punite baterije.
- Ovaj aparat sadrži baterije koje se ne menjaju. Kada je baterija na kraju radnog veka, aparat treba pravilno da se odloži u otpad. Pogledajte odeljak o recikliranju.
- Proizvod punite i koristite na temperaturama između 3 °C i 40 °C.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

- Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šnalama, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.
- Potrošnja energije u:
 - Režim isključivanja (bez dodataka) < 0,1 V
 - Režim niske energije < 0,3 V
 - Punjenje: Punjenje preko USB-a (5VDC, 1A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenljivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Uslovi za skladištenje i transport


Temperatura (transport i skladištenje) između -20 °C i +60 °C.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Na proizvodu mogu biti navedeni sledeći simboli:



Ovaj simbol označava da je potrebno pročitati uputstvo za upotrebu pre korišćenja uređaja.



XXXXXX

Ovaj simbol znači da je potrebno koristiti naznačenu jačinu napona električne energije.

Deo napajanja koji se može skinuti: Oznaka „xxxxxx” predstavlja broj modela odobrenih punjača koji bi trebalo da se koriste.

Uvod

Dobro došli u Philips! Čestitamo vam na novom proizvodu Sonicare Compact Flosser. Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,

registrujte svoj proizvod na stranici
philips.com/welcome.

Namena

Philips Sonicare Compact Flosser je oralni irigator čija je namena uklanjanje plaka i ostataka hrane između zuba i sa površine zuba kako bi se sprečio karijes i poboljšalo i očuvalo zdravlje desni. Ovaj proizvod se koristi kod kuće, najmanje jednom dnevno.

Proizvod Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Dugme za otpuštanje mlaznice
- 2 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 3 Dugme za izbor režima
- 4 Indikatorska lampica režima
- 5 Svetlo indikatora baterije
- 6 Rezervoar
- 7 Skladištenje otvora za punjenje / mlaznice
- 8 Priključak za punjenje

Dodaci


- 9 Comfort mlaznica
- 10 Standard mlaznica
- 11 USB-A na mali utikač (zidni adapter nije uključen)


Napomena: Uključeni dodaci mogu da se razlikuju u zavisnosti od kupljenog modela.

Početak rada


Podešavanje proizvoda Compact Flosser

- 1 Lagano povucite poklopac otvora za punjenje.






- 2 Izvadite mlaznicu iz odeljka za skladištenje.




- 3 Umetnite mlaznicu u uređaj.

Napomena: Uverite se da je mlaznica potpuno umetnuta i poravnata sa vrhom uređaja.



- 4 Uverite se da je poklopac otvora za punjenje otvoren i povucite rezervoar nadole.


Napomena: Kada je poklopac otvora za punjenje otvoren, lakše je povući rezervoar.




- 5 Vucite rezervoar nadole sve dok zaustavljač uređaja ne bude iznad zaustavljača unutar rezervoara.

Punjenje rezervoara za vodu


Upozorenje: Uklonite punjač iz aparata Compact Flosser pre punjenja rezervoara i upotrebe uređaja.



- 1 Otvorite otvor za punjenje i napunite rezervoar mlakom vodom.
ili




Voda se može sipati i direktno u rezervoar. Nežno izvucite rezervoar sa uređaja Compact Flosser i napunite vodom do linije za maksimalnu napunjenost. Ponovo pričvrstite rezervoar i proverite da li su zaustavljač uređaja i rezervoara pravilno postavljeni.



2 Lagano zatvorite otvor za punjenje.

Napomena: Prilikom punjenja rezervoara, nemojte da prekoračite liniju maksimalnog punjenja (200 ml).

Režimi



Uređaj Compact Flosser ima tri različita režima rada.

Režim birate pritiskom na dugme za režim.

Režimi imaju različite intenzitete. Navedeno od niskog do visokog:

Sensitive

Ovaj režim, sa tajmerom, obezbeđuje blagi pritisak vode. Tajmer za dužinu pranja vas obaveštava kada treba da predete na sledeći deo usta uz kratku pauzu u dotoku vode na svakih 15 sekundi.

Pulse

Ovaj režim, naizmenično emituje snažne i nežne impulse i osmišljen je da masira i stimuliše desni. Tajmer za dužinu pranja vas obaveštava kada treba da predete na sledeći deo usta uz kratku pauzu u dotoku vode na svakih 15 sekundi.

Clean

Uz tajmer za dužinu pranja, ovaj režim rada nudi konstantan pritisak vode za fantastično čišćenje. Tajmer za dužinu pranja vas obaveštava kada treba da predete na sledeći deo usta uz kratku pauzu u dotoku vode na svakih 15 sekundi.


Napomena: Za prvu upotrebu, pokrenite uređaj u režimu Sensitive (Osetljivo) sa najnižim intenzitetom.

Preporučuje se povećavanje korištenog intenziteta tokom nekoliko nedelja. Tako možete da uživate u kvalitetnijem

čišćenju jer možete da koristite uređaj sa višim intenzitetima.

Napomena: Ovaj Compact Flosser se isporučuje sa aktiviranim tajmerom za dužinu pranja. Da biste aktivirali ili deaktivirali tajmer za dužinu pranja, dok je uređaj Compact Flosser isključen, pritisnite i držite dugme za izbor režima za 3 sekunde. Kada se deaktivira, indikator baterije će jednom zatrepereti žuto. Kada se aktivira, svetlo indikatora baterije će dvaput zatrepereti zeleno.


Upotreba uređaja Compact Flosser



- 1 Pre uključivanja uređaja, usmerite vrh mlaznice ka lavabou. Ostavite da se voda raspršuje u lavabou. Isključite uređaj nakon što iz njega iscuri voda.




- 2 Stavite vrh mlaznice u usta. Nagnite se iznad lavaboa i delimično zatvorite usne preko vrha mlaznice kako ne bi došlo do prskanja. Ostavite dovoljno prostora da voda može da teče iz vaših usta u lavabo.



- 3 Postavite vrh mlaznice odmah iznad linije desni pod uglom od 90°.




- 4 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na dršci da biste uključili Compact Flosser i započeli čišćenje zuba.




- a Počnite od zadnjih zuba gornje ili donje vilice, pomerajte vrh mlaznice duž linije desni i kratko zastanite između svakog zuba.

Napomena: Okrećite mlaznicu po želji radi lakšeg pozicioniranja duž linije desni.



- b Prateći tajmer čistite spoljašnji (15 sekundi) i unutrašnji deo zuba (15 sekundi) jedne vilice ukupno 30 sekundi.

Napomena: Obavezno očistite unutrašnje delove zuba.




- c Pratite tajmer i ponovite postupak u drugoj vilici narednih 15 sekundi na unutrašnjem i 15 sekundi na spoljašnjem delu, sve dok sav prostor oko i između zuba niste čistili barem jedan minut.


Napomena: Tokom upotrebe možete zaustaviti protok vode pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na aparatu Compact Flosser.

Napomena: Ako tokom upotrebe odlučite da napunite rezervoar, isključite uređaj tokom punjenja rezervoara, a zatim nastavite tamo gde ste stali dok sve prostore oko i između zuba ne budete čistili ukupno najmanje jedan minut.


Nakon svake upotrebe




- 1 Uklonite mlaznicu povlačenjem mlaznice i istovremeno držite dugme za otpuštanje mlaznice.




- 2 Isperite vrh toplom vodom.



- 3 Nežno otvorite otvor za punjenje na vrhu uređaja Compact Flosser.



- 4 Izlijte višak vode. Osušite mlaznicu, spoljnu stranu drške i rezervoar.



- 5 Postavite mlaznicu nazad na dršku.

Napomena: Radi lakšeg sušenja, držite otvor za punjenje otvoren ili ostavite uređaj Compact Flosser rasklopljen između upotreba (rezervoar se može potpuno izvući).


Napomena: Ne ostavljajte Compact Flosser rasklopljen duže nego što je potrebno.

Punjenje i status baterije


Sonicare Compact Flosser je osmišljen za pružanje najmanje 24 sesije sa koncem, a svaka sesija traje 1 minut, sa potpuno napunjenom baterijom. Uređaj će se isključiti nakon 2 minuta korišćenja.

Napomena: Da bi se baterija potpuno napunila, pre prve upotrebe potrebno je i do 4 sata, ali Sonicare Compact Flosser možete da koristite pre nego što se napuni do kraja.

Punjenje




- 1 Lagano povucite poklopac otvora za punjenje na bočnoj strani aparata Compact Flosser kako biste otkrili priključak za punjenje.



- 2 Priključite USB-A kabl za punjenje u USB zidni adapter od 5 V.

Napomena: Zidni adapter se ne isporučuje uz sve modele. Koristite samo adapter od 5 V (tip A).



- 3 Priključite USB-A u kabl za punjenje sa malim utikačem u port za punjenje.

Napomena: Proverite da li je drška potpuno suva pre nego što priključite USB-A priključak u kabl za punjenje sa malim utikačem.



- 4 Indikator baterije treperi tokom punjenja.
- 5 Zatvorite poklopac priključka za punjenje na uređaju Compact Flosser kada se on ne puni aktivno.

Nivo baterije

Status baterije

Indikator statusa baterije prikazuje status baterije kada završite sesiju čišćenja zuba ili kada pauzirate uređaj Compact Flosser.

Punjenje uređaja Compact Flosser

Status baterije	Indikator baterije
Puna	Svetli zeleno
Puni se	Treperi zeleno
Napomena: Indikator baterije treperi dok se uređaj do kraja ne napuni. Kad se potpuno napuni dok je priključen, svetlo će svetleti postojano zeleno tokom 30 sekundi, a zatim će se ugasiti.	

Kad uređaj Compact Flosser nije na punjenju


Status baterije	Indikator baterije
Puna	Svetli zeleno
Srednja	Treperi zeleno
Niska	Treperi žuto
Prazna	Treperi u žutoj boji 5 sekundi i uređaj Compact Flosser se automatski isključuje
Napomena: Kad se prikaže indikator prazne baterije, Compact Flosser je projektovan tako da pruži najmanje 3 sesije čišćenja, a svaka sesija traje 1 minut.	

Čišćenje


Proizvod Compact Flosser treba čistiti jednom nedeljno. Uređaj i dodatke čistite na sledeći način. Dodaci se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Napomena: Nemojte pokretati niti čistiti uređaj rastvorima za čišćenje sa visokim sadržajem alkohola.


Upozorenje: Ne čistite Compact Flosser dok je USB-A priključen na kabl za punjenje sa malim utikačem. Isključite uređaj iz napajanja i zatvorite poklopac priključka za punjenje pre čišćenja.




- 1 Uklonite mlaznicu povlačenjem mlaznice i istovremeno držite dugme za otpuštanje mlaznice.




- 2 Isperite vrh toplom vodom.



- 3 Nežno otvorite otvor za punjenje na vrhu uređaja Compact Flosser.



- 4 Prospite ostatak vode u lavabo.




- 5 Lagano, povlačenjem uklonite rezervoar iz aparata Compact Flosser. Rezervoar se može ručno oprati toplom vodom i blagim sapunom. Kad je potrebno, dršku možete da očistite tako što ćete je obrisati mekom krpom i blagim sapunom.


Odlaganje

Uređaj Compact Flosser je dizajniran tako da možete da skladištite jednu mlaznicu u dršku. Da biste koristili ovu funkciju:


- 1 Uklonite mlaznicu povlačenjem mlaznice i istovremeno držite dugme za otpuštanje mlaznice.




- 2 Nežno otvorite otvor za punjenje na vrhu uređaja Compact Flosser.



- 3 Umetnite mlaznicu u otvor za punjenje.




- 4 Sklopite Compact Flosser guranjem rezervoara nagore.



Napomena: Kada je poklopac otvora za punjenje otvoren, lakše je sklopiti rezervoar.

- 5 Lagano zatvorite otvor za punjenje.



Zamena

Zamenite mlaznice svakih 6 meseci ili, ukoliko su oštećene, odmah. Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu **philips.com** ili se obratite lokalnom prodavcu Philips Sonicare proizvoda.

Napomena: Compact Flosser je kompatibilan samo sa Philips Sonicare Compact Flosser mlaznicama. Nije kompatibilan sa drugim Philips Sonicare mlaznicama, kao što su one za Power Flosser.

Rešavanje problema

Pitanje	Odgovor
Mogu li da koristim sredstvo za ispiranje usta i eterična ulja u rezervoaru?	Ne preporučuje se da koristite eterična ulja u rezervoaru. Tečnost za ispiranje usta može da se pomeša sa vodom i koristi u rezervoaru. Isperite uređaj nakon korišćenja tečnosti za ispiranje usta da ne bi došlo do zapušavanja tako što ćete delimično napuniti rezervoar toplom vodom i pustiti proizvod da radi sa vrhom usmerenim u lavabo dok se rezervoar ne isprazni.
Da li se druge mlaznice uklapaju u moj Philips Sonicare Compact Flosser?	Za ovaj uređaj koristite samo Philips N1 i N2 mlaznice. Ostale Philips ili ne-Philips mlaznice nisu kompatibilne sa ovim proizvodom.
Koliko često treba da menjam mlaznicu?	Preporučujemo vam da zamenite mlaznicu nakon 6 meseci upotrebe. Informacije o kupovini rezervnih delova možete da pronadete na adresi philips.com
Imam poteškoća da produžim rezervoar	Otvorite otvor za punjenje i uklonite mlaznicu pre nego što pokušate da produžite rezervoar. Ovo bi trebalo da omogućí lako produženje rezervoara.

Garancija i podrška

Kompanija Philips daje dvogodišnju garanciju na svoje proizvode od datuma kupovine. Kvarovi koji su posledica manjkavosti materijala ili izrade biće otklonjeni ili će proizvod biti zamenjen o trošku kompanije Philips, pod uslovom da tokom garantnog roka priložite važeći dokaz o kupovini. Kompanija Philips preporučuje korišćenje samo originalne Sonicare mlaznice za optimalan rad. Korišćenjem drugih mlaznica može da se ošteti Compact Flosser i da se ograniči zaštita koja je pokrivena garancijom. Obratite se našem centru za korisničku podršku na broj 1-800-682-7664 ili

www.philips.com/sonicare-warranty (Severna Amerika), van Severne Amerike se obratite lokalnom Philips centru za korisničku podršku. Za informacije o proizvodu i korisnička uputstva na mreži, posetite: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Severna Amerika) ili **www.philips.com/support** (izvan Severne Amerike).

IZUZIMANJA GARANCIJE

Šta nije obuhvaćeno garancijom:

- Mlaznice
- Oštećenje usled korišćenja nedozvoljenih rezervnih delova ili neovlašćene mlaznice
- Oštećenja izazvana pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, nemarom, prepravkama ili neovlašćenim servisiranjem
- Normalno habanje, što podrazumeva ulubljenja, ogrebotine, abrazije, promenu boje ili bledenje

PODRAZUMEVANE GARANCIJE

SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI PODRAZUMEVANE GARANCIJE KUPOVINE I PRILAGOĐAVANJA ODREĐENOJ SVRSI, MORAJU SE OGRANIČITI NA TRAJANJE EKSPRESNIH GARANCIJA KOJE SU PRETHODNO OBJAŠNJENE. U NEKIM DRŽAVAMA SE NE PRIMENJUJU OGRANIČENJA NA TRAJANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA.

OGRANIČENJE PRAVNIH LEKOVA

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA PHILIPS ILI NEKE NJENE POVEZANE KOMPANIJE ILI PODRUŽNICE NEĆE BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKVA SPECIJALNA, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA ZASNOVANA NA KRŠENJU GARANCIJE, KRŠENJU UGOVORA, NEMARU, DELIKTU ILI DRUGOM PRAVNOM OSNOVU. TAKVA OŠTEĆENJA UKLJUČUJU, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK UŠTEDEVINE ILI ZARAĐE; GUBITAK PROFITA; GUBITAK KORIŠĆENJA; POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ZUBARE I STOMATOLOGE; KAO I TROŠAK ZA BILO KOJU ZAMENSKU OPREMU ILI USLUGE. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH OŠTEĆENJA.

Reciklaža



- Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.
- Informacije o REACH supstancama koje se nalaze u proizvodima kompanije Philips nalaze se na stranici www.philips.com/REACH


Uklanjanje punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju mora da ukloni kvalifikovano stručno lice prilikom odbacivanja proizvoda. Uputstvo za vađenje ugrađenih punjivih baterija možete pronaći na stranici **www.philips.com/support**.

- Ovaj aparat sadrži punjivu litijum-jonsku bateriju. MORA BITI PRAVILNO RECIKLIRANO ILI ODLOŽENO.

Da biste uklonili punjivu bateriju, potrebni su vam odvijač i alatka za sečenje žice. Pridržavajte se osnovnih bezbednosnih mera predostrožnosti kada primenjujete proceduru navedenu ispod.


- 1 Da biste potpuno ispraznili punjivu bateriju, pustite da Compact Flosser da radi dok se ne zaustavi.




- 2 Uklonite rezervoar tako što ćete ga izvući.




- 3 Uklonite dva poklopca vijaka.




- 4 Uklonite vijke.



- 5 Izvucite unutrašnje komponente iz kućišta.



- 6 Izvadite poklopac odeljka za bateriju.



- 7 Izvucite bateriju iz držača. Presecite žice da biste izvadili bateriju.

Oprez: pazite na oštre ivice jezičaka baterije da ne biste povredili prste.

- 8 Kontakte na bateriji zaštitite trakom kako preostali napon baterije ne bi prouzrokovao kratak spoj.



- 9** Punjivu bateriju sada je moguće reciklirati, a ostatak proizvoda odložiti na odgovarajući način.

Napomena: Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za reciklažu. Na taj način pomažete očuvanju životne sredine.

Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytystä ne vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.

VAROITUKSET

- Älä kastele latauskaapelia.
- Tarkista puhdistuksen jälkeen, että latauskaapeli on täysin kuiva, ennen kuin liität sen takaisin pistorasiaan.
- Laitetta voivat käyttää myös lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä tuotteella.
- Älä puhdista mitään tuotteen osaa astianpesukoneessa, ellei kohdassa Puhdistus toisin neuvota.
- Älä lataa tuotetta ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jos laite on vahingoittunut, lopeta sen käyttö ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Jos USB-johto tai -virtalähde on vahingoittunut, lopeta sen käyttö.
- Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita tai kulutustarvikkeita. Käytä vain alkuperäistä USB-kaapelia ja USB-virtalähdettä, jos ne on toimitettu tuotteen mukana.
- Vältä palovammoja täyttämällä säiliöön vain kylmää vettä. Älä aseta vieraita esineitä säiliöön.
- Laite on suunniteltu ainoastaan hampaiden ja ikenien puhdistamiseen.
- Älä käytä sitä silmien, korvien tai nenän puhdistamiseen.
- Enimmäiskäyttökorkeus on 4 500 metriä.
- Vettä voi kerääntyä tasolle tai lattialle, ja se voi aiheuttaa liukastumisvaaran, jos laitetta ei käytetä pesualtaan päällä.
- Puhdista tuote säännöllisesti (erityisesti säiliön sisältä).
- Lataa vain Philips WAA1001-, WAA2001- tai UL-laturilla tai vastaavilla turvahyväksytyillä verkkolaitteilla, joiden tulo on 100–240 V, 50/60 Hz, 3,5 W ja lähtö on 5 Vdc, 2,5 W. Verkkolaitteiden luettelon löydät osoitteesta www.philips.com/support.

LÄÄKETIETEELLISET VAROITUKSET

- Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu keuhosisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Lopeta laitteen käyttö ja kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai lääkäriltä, jos käytön jälkeen ilmenee voimakasta tai pitkittynyttä verenvuotoa tai jos laitteen käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, ei useiden käyttäjien jaettavaksi.
- Kysy neuvoa hammaslääkäriltä ennen tämän tuotteen käyttöä, jos olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa viimeisten kahden kuukauden aikana.

PARISTOJEN JA AKKUJEN TURVALLISUUSOHJEET

- Tässä laitteessa on akkuja, joita ei voi vaihtaa ja jotka voi poistaa vain ammattilainen.
- Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytä ne vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin. Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
- Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita ja kulutustarvikkeita.
- Pidä tuote ja paristot poissa tulen läheltä äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä laita tuotetta ja sen paristoja mikroaaltouuniin tai induktioliedelle.
- Älä avaa, muokkaa, lävistä, vahingoita ja tai pura laitetta tai paristoja, jotta paristot eivät kuumene tai vuoda myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Älä aiheuta paristoihin oikosulkua äläkä yllätää tai lataa niitä käänteisesti.
- Tämän laitteen akkuja ei voi vaihtaa. Kun akku on kulunut loppuun, laite on hävitettävä asianmukaisesti. Pehdy kierrätystä käsittelevään osioon.
- Lataa ja käytä tuotetta 3–40 °C:n lämpötilassa.
- Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet tai ne vuotavat, vältä paristo- tai akkunesteen joutumista iholle tai silmiin. Jos näin tapahtuu, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu hoitoon.
- Kun käsittelet paristoja tai akkuja, varmista, että kätesi, tuote ja paristot tai akut ovat kuivat.

- Jotta paristoissa tai akuissa ei niiden poistamisen jälkeen pääse vahingossa syntymään oikosulkua, älä anna pariston tai akun liittimien koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiussolkia tai sormuksia). Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston tai akun liittimet tai laita paristot tai akut muovipussiin ennen niiden hävittämistä.
- Virrankulutus:
 - Virrankatkaisutila (ei lisälaitteita) < 0,1 W
 - Matalan energian tila < 0,3 W
 - Lataus: USB-lataus (5 VDC, 1 A)

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.


Säilytys ja kuljetus

Lämpötila (säilytys ja kuljetus) -20...+60 °C

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tuotteessa voi olla seuraavanlaisia merkkejä:

Symbolin merkitys: lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.



Tämä symboli osoittaa käyttämään osoitettua virtalähdettä.

Irrotettava virtalähde Osa: "xxxxxx" osoittaa käytettävien hyväksytyjen latureiden mallinumeron.

Johdanto

Tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Onnittelut uuden Sonicare Compact Flosserin ostamisesta! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa **philips.com/welcome**.

Käyttötarkoitus

Philips Sonicare Compact Flosser on suusuihku, joka on tarkoitettu poistamaan hammasväleihin ja hampaiden pinnalle kertynyt plakki ja ruokajäämät hammasmädän torjumiseksi sekä ikenien terveyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä tuote on tarkoitettu kuluttajien kotikäyttöön, ja sitä käytetään normaalisti vähintään kerran päivässä.

Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Suuttimen irrotuspainike
- 2 Virtapainike
- 3 Tilapainike
- 4 Tilan merkkivalo
- 5 Akun merkkivalo
- 6 Vesisäiliö
- 7 Täyttöaukko / suuttimen säilytys
- 8 Latausportti

Lisätarvikkeet


- 9 Comfort-suutin
- 10 Standard-suutin
- 11 Pieni USB-A-liitin (seinäsovitin ei sisälly toimitukseen)


Huomautus: Mukana toimitettavat tarvikkeet voivat vaihdella ostetun mallin mukaan.

Käyttöönotto


Ota Compact Flosser käyttöön

- 1 Vedä varovasti täyttöaukon kannesta.






- 2 Ota suutin säilytyspaikasta.




- 3 Aseta suutin laitteeseen.

Huomautus: Varmista, että suutin on asetettu täysin paikalleen ja että se on linjassa laitteen yläosan kanssa.



- 4 Varmista, että täyttöaukon kansi on auki, ja vedä säiliötä alaspäin.

Huomautus: Kun täyttöaukon kansi on auki, säiliötä on helpompi vetää alaspäin.





- 5 Vedä säiliötä alaspäin, kunnes laitteen tulppa on säiliön sisällä olevan tulpan yläpuolella.

Vesisäiliön täyttäminen


Varoitus: Irrota laturi Compact Flosserista ennen vesisäiliön täyttämistä ja laitteen käyttöä.

- 1 Avaa täyttöaukko ja täytä säiliö haalealla vedellä.
Tai






Vesi voidaan myös täyttää suoraan säiliöön. Vedä säiliö varovasti irti Compact Flosserista ja täytä se vedellä enimmäistäyttörajaan asti. Kiinnitä säiliö takaisin ja varmista, että laitteen tulppa ja säiliö ovat kunnolla paikoillaan.



2 Sulje täyttöaukko varovasti.

Huomautus: Kun täytät säiliötä, älä ylitä enimmäistäyttörajaa (200 ml).

Tilat



Compact Flosserissa on kolme eri tilaa. Vaihda tilaa painamalla tilapainiketta.

Tiloilla on eri tehot. Lueteltu matalasta korkeaan:

Sensitive

Tämä ajastimen sisältävä tila tuottaa hellävaraisen vedenpaineen. Ajastin ilmoittaa 15 sekunnin välein veden virtauksen lyhyellä katkaisulla, kun sinun on aika siirtyä seuraavalle suun alueelle.

Pulse

Tämä tila toistaa vuorotellen voimakkaita ja hellävaraisia pulsseja, ja se on suunniteltu hieromaan ja stimuloimaan ikeniä. Ajastin ilmoittaa 15 sekunnin välein veden virtauksen lyhyellä katkaisulla, kun sinun on aika siirtyä seuraavalle suun alueelle.

Clean

Tässä intervalliajastimella varustetussa tilassa voidaan suorittaa perusteellinen puhdistus tasaisella vedenpaineella. Ajastin ilmoittaa 15 sekunnin välein veden virtauksen lyhyellä katkaisulla, kun sinun on aika siirtyä seuraavalle suun alueelle.

Huomautus: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käynnistä laite Sensitive-tilassa alhaisimmalla teholla. Suosittelemme, että lisää käyttämäsi tehoa asteittain muutaman viikon aikavälillä. Tällöin hyödyt puhdistuksesta enemmän, sillä kestät suurempia tehoja.

Huomautus: Tässä Compact Flosserissa ajastin on valmiiksi aktivoitu. Voit aktivoida ajastimen tai poistaa sen aktivoinnin Compact Flosserin ollessa pois päältä pitämällä tilanvalintapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun aktivointi poistetaan, akun merkkivalo vilkkuu kerran keltaisena. Kun toiminto aktivoidaan, akun merkkivalo vilkkuu kahdesti vihreänä.


Compact Flosserin käyttö



- 1 Ennen kuin kytket laitteen päälle, suuntaa suuttimen kärki pesualtaaseen. Anna veden suihkuta pesualtaaseen. Sammuta laite, kun se alkaa annostella vettä.




- 2 Aseta suuttimen kärki suuhusi. Kumarru pesualtaan yläpuolelle ja sulje huulet osittain suuttimen kärjen ympärille, jotta vesi ei roisku. Jätä tarpeeksi tilaa, jotta vesi pystyy virtaamaan suustasi pesualtaaseen.



- 3 Suuntaa suuttimen kärki ienrajan yläpuolelle 90 asteen kulmassa.




- 4 Käynnistä Compact Flosser ja aloita hammasvälien puhdistus painamalla rungon virtapainiketta.




- a Liikuta suuttimen kärkeä ienrajalla ylä- tai alaleuan takahampaista alkaen ja pidä lyhyt tauko kunkin hammasvälän kohdalla.

Huomautus: Kierrä suutinta haluamallasi tavalla, jotta pääset liikkumaan ienrajan suuntaisesti.



- b Puhdista ajastimen avulla hampaiden ulkopuolelta (15 sekuntia) ja sisäpuolelta (15 sekuntia) yhteensä 30 sekunnin ajan hammaskaarta kohti.

Huomautus: Muista puhdistaa hampaat myös suun sisäpuolelta.




- c Toista tämä ajastimen avulla suusi toisella hammaskaarella – 15 sekunnin ajan sisäpuolella ja 15 sekunnin ajan ulkopuolella – kunnes kaikkia hampaidesi ympärillä ja välissä olevia rakoja on puhdistettu yhteensä vähintään yhden minuutin ajan.


Huomautus: Voit pysäyttää veden virtauksen käytön aikana painamalla Compact Flosserin virtapainiketta.

Huomautus: Jos haluat täyttää vesisäiliön käytön aikana, sammuta laite säiliötä täyttäessäsi ja jatka sitten siitä, mihin jäit, kunnes kaikkia hampaidesi ympärillä ja välissä olevia rakoja on puhdistettu yhteensä vähintään yhden minuutin ajan.


Jokaisen käyttökerran jälkeen




- 1 Irrota suutin vetämällä suuttimesta ja pitämällä suuttimen vapautuspainiketta painettuna samanaikaisesti.




- 2** Huuhtele kärki lämpimällä vedellä.



- 3** Avaa varovasti Compact Flosserin päällä oleva täyttöaukko.



- 4** Kaada ylimääräinen vesi pois. Kuivaa suutin, rungon ulkopuoli ja säiliö.



- 5** Laita suutin takaisin runkoon.

Huomautus: Kuivauksen helpottamiseksi pidä täyttöaukko avoinna tai pura Compact Flosserin kokoonpano käyttökertojen väliseksi ajaksi (vesisäiliö voidaan vetää kokonaan irti).

Huomautus: Älä pura Compact Flosseria pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen.

Lataus ja akun tila


Sonicare Compact Flosser on suunniteltu tarjoamaan täydellä akulla virtaa vähintään 24 hammasvälien puhdistussessioon, joista jokainen kestää yhden minuutin. Laite sammuu 2 minuutin käytön jälkeen.

Huomautus: Akun lataaminen täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa voi kestää jopa 4 tuntia, mutta Compact Flosseria voi käyttää, vaikka akku ei olisi latautunut täyteen.

Lataaminen




- 1 Vedä Compact Flosserin sivussa olevan latausportin kantta varovasti. Tämä tuo näkyviin latausportin.



- 2 Liitä pieni USB-A-liitinlatauskaapeli 5 V:n USB-seinäsovittimeen.

Huomautus: Seinäsovitin ei sisälly kaikkiin malleihin. Käytä vain 5 V:n sovitinta (tyyppi A).



- 3 Liitä pieni USB-A-liitinlatauskaapeli latausportiin.

Huomautus: Varmista, että runko on täysin kuiva, ennen kuin liität pienen USB-A-liitinlatauskaapelin.



- 4 Akun merkkivalo vilkkuu latauksen aikana.

- 5 Sulje Compact Flosserin latausportin kansi, kun lataus ei ole käynnissä.

Akun tila

Akun tila

Akun ilmaisin näyttää akun tilan, kun olet suorittanut hammasvälien puhdistusession loppuun tai kun keskeytät Compact Flosserin käytön.

Kun Compact Flosser latautuu

Akun tila	Akun merkkivalo
Täynnä	Tasaisesti palava vihreä
Latautuu	Vilkkuva vihreä

Huomautus: Akun merkkivalo vilkkuu, kunnes akku on ladattu täyteen. Kun akku on ladattu täyteen ja on kytkettynä virtapistokkeeseen, valo palaa tasaisen vihreänä 30 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Kun Compact Flosser ei lataudu

Akun tila	Akun merkkivalo
Täynnä	Tasaisesti palava vihreä
Keskitaso	Vilkkuva vihreä
Pieni	Vilkkuva keltainen
Tyhjä	Vilkkuu keltaisena viiden sekunnin ajan, minkä jälkeen Compact Flosser sammuu automaattisesti


Huomautus: Kun akun vähäisen varaustason ilmaisin tulee näkyviin, Compact Flosserin akku on suunniteltu riittämään vielä vähintään kolmeen hammasvälien puhdistusessioon, joista jokainen kestää minuutin.

Puhdistus

Compact Flosser on puhdistettava kerran viikossa. Puhdista laite ja tarvikkeet seuraavalla tavalla. Tarvikkeet voivat vaihdella malleittain.

Huomautus: Älä käytä laitteen puhdistuksessa runsaasti alkoholia sisältäviä puhdistusliuoksia.


Varoitus: Älä puhdist Compact Flosseria, kun pieni USB-A-liitinlatauskaapeli on kiinnitetty. Irrota laite pistorasiasta ja sulje latausportin kansi ennen puhdistusta.




- 1 Irrota suutin vetämällä suuttimesta ja pitämällä suuttimen vapautuspainiketta painettuna samanaikaisesti.




- 2 Huuhtele kärki lämpimällä vedellä.



- 3 Avaa varovasti Compact Flosserin päällä oleva täyttöaukko.



- 4 Kaada ylimääräinen vesi pesualtaaseen.




- 5 Irrota säiliö varovasti Compact Flosserista vetämällä se irti. Säiliö voidaan pestä käsin lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla. Tarvittaessa voit puhdistaa rungon pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla ja miedolla saippualla.


Säilytys

Compact Flosser on suunniteltu siten, että rungossa voidaan säilyttää yhtä suutinta. Tämän ominaisuuden käyttö tapahtuu seuraavasti:


- 1 Irrota suutin vetämällä suuttimesta ja pitämällä suuttimen vapautuspainiketta painettuna samanaikaisesti.



- 2 Avaa varovasti Compact Flosserin päällä oleva täyttöaukko.




- 3 Aseta suutin täyttöaukkoon.




- 4 Taita Compact Flosser kasaan työntämällä säiliö ylös.

Huomautus: Kun täyttöaukon kansi on auki, säiliö on helpompi taittaa kasaan.



- 5 Sulje täyttöaukko varovasti.



Varaosat

Vaihda suuttimet kuuden kuukauden välein tai välittömästi, jos ne vahingoittuvat. Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **philips.com** tai paikalliselta Philips Sonicare -jälleenmyyjältä.

Huomautus: Compact Flosser on yhteensopiva vain Philips Sonicare Compact Flosser -suuttimien kanssa. Se ei ole yhteensopiva muiden Philips Sonicare -suuttimien, kuten Power Flosser -suuttimien, kanssa.

Vianmääritys

Kysymys	Vastaus
Voinko käyttää säiliössä suuvettä tai eteerisiä öljyjä?	Emme suosittele eteeristen öljyjen käyttöä säiliössä. Suuvettä voidaan sekoittaa veteen ja käyttää säiliössä. Huuhtelee laite suuveden käytön jälkeen täyttämällä säiliö osittain lämpimällä vedellä ja käyttämällä laitetta kärki pesualtaaseen suunnattuna, kunnes säiliö on tyhjä. Tällä voit estää laitteen tukkeutumisen.
Sopiiko sähkökäyttöiseen Philips Sonicare -hammasvälisuuttimeen muita suuttimia?	Käytä tässä laitteessa vain Philips N1- ja N2-suuttimia. Muut Philipsin tai muiden valmistajien kuin Philipsin suuttimet eivät ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
Kuinka usein suutin on vaihdettava?	Kehotamme sinua vaihtamaan suuttimen 6 kuukauden käytön jälkeen. Löydät lisätietoja varaosien ostamisesta osoitteesta philips.com
Minulla on vaikeuksia laajentaa säiliötä	Avaa täyttöaukko ja irrota suutin, ennen kuin yrität laajentaa säiliötä. Tällöin säiliön pitäisi laajentua helposti.

Takuu ja tuki

Philipsin tuotetakuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä alkaen. Viallisista materiaaleista ja valmistuksesta johtuvat viat korjataan tai tuote vaihdetaan toiseen vastaavaan Philipsin kustannuksella takuuaikana vakuuttavaa ostotodistusta vastaan. Philips suosittelee optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi aitojen Sonicare-suuttimien käyttöä. Muiden suuttimien käyttö voi vahingoittaa Compact Flosseria ja rajoittaa takuuturvaa. Ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseemme numerossa 1-800-682-7664 tai osoitteessa

www.philips.com/sonicare-warranty (Pohjois-Amerikka), Pohjois-Amerikan ulkopuolella ota yhteyttä paikalliseen Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen. Tuotetietoja ja verkko-ohjeita saat osoitteesta **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Pohjois-Amerikka) tai **www.philips.com/support** (Pohjois-Amerikan ulkopuolella).

TAKUUN PIIRIIN KUULUMATTOMAT ASIAT

Mikä ei kuulu takuun piiriin:

- Suuttimet
- Luvattomien vaihto-osien tai luvattomien suuttimien käytöstä aiheutuneet vahingot
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot
- Normaalisti käytöstä ja kulumisesta aiheutunut huonontuminen, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värin haalistuminen

OLETETUT TAKUUT

KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT EDELLÄ ESITETTYJEN SUORIEN TAKUIDEN KESTOON. JOISSAIN OSAVALTIOISSA OLETETTUIJEN TAKUIDEN KESTONRAJOITUKSET EIVÄT OLE VOIMASSA.

OIKEUSSUOJAKEINOJEN RAJOITUS

PHILIPS TAI MITKÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAKUURIKKOMUKSESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, OIKEUDEN LOUKKAUKSESTA TAI MUUSTA OIKEUSTEORIASTA. TÄLLAISIIIN VAHINKOIHIN SISÄLTÄVÄT RAJOITUKSETTAA SÄÄSTÖJEN TAI TULOJEN MENETYS, TUOTON MENETYS, KÄYTÖN MENETYS, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATEET, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTAA HAMMASLÄÄKÄRIT JA SUUHYGIENISTIT SEKÄ KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHIKOJEN POIS JÄTTÄMISTÄ TAI RAJOITTAMISTA.

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.
- Tietoa Philipsin tuotteissa olevista REACH-aineista on osoitteessa www.philips.com/REACH


Akun poistaminen

Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun tuote heitetään pois. Ohjeet sisäisten ladattavien akkujen poistamiseen löytyvät osoitteesta **www.philips.com/support**.

- Tämä laite sisältää ladattavan litiumioniakun. KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI.

Tarvitset akun irrottamiseen ruuvimeisselin ja pihdit. Noudata perusturvallisuusohjeita, kun toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti.


- 1 Jos haluat tyhjentää ladattavan akun varauksen, anna Compact Flosserin käydä, kunnes se pysähtyy.




2 Irrota säiliö vetämällä se irti.




3 Irrota kaksi kierrekorkkia.




4 Irrota ruuvit.



5 Vedä sisäiset osat irti rungosta.



6 Irrota akkukotelon kansi.



7 Vedä akku irti lokerosta. Katkaise johdot akun poistamiseksi.

Vaara: Varo akun kielekkeiden teräviä reunoja, jotta et vahingoita sormiasi.

8 Peitä akun koskettimet teipillä, ettei akun jäännösvaraus aiheuta oikosulkuja.



- 9** Ladattava akku on nyt valmis kierrätettäväksi. Laitteen muut osat voidaan hävittää asianmukaisesti.

Huomautus: Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Använd endast produkten för dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvarliga skador.

VARNINGAR

- Håll laddningskabeln borta från vatten.
- Efter rengöring ska du se till att laddningskabeln är fullständigt torr innan du ansluter den till ett vägguttag.
- Den här apparaten kan användas av barn och personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som föreligger. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med produkten.
- Rengör inte någon del av produkten i diskmaskin om inte annat anges i avsnittet Rengöring.
- Ladda inte produkten utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.
- Den här apparaten innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. Använd inte apparaten om den är skadad och kontakta kundtjänst i ditt land. Använd inte USB-kabeln eller USB-strömförsörjningsenheten om den är skadad.
- Använd endast tillbehör eller förbrukningsartiklar från Philips. Använd den ursprungliga USB-kabeln och USB-strömförsörjningsenheten.
- Fyll inte behållaren med hett vatten, för att undvika personskador. Placera inte främmande föremål i behållaren.
- Apparaten har utformats endast för rengöring av tänder och tandkött.
- Använd den inte för att rengöra ögon, öron eller näsa.
- Maximal höjd över havet vid användning är 4 500 meter.
- Det kan samlas vatten på bordsskiva eller golv så att de blir hala om enheten inte används över vasken.
- Rengör produkten regelbundet (särskilt inuti behållaren).
- Ladda endast med Philips WAA1001, WAA2001, UL-listade eller motsvarande godkända säkerhetsadapterar med nominell ineffekt (100–240 V~, 50/60 Hz, 3,5 W) och uteffekt (5 Vdc, 2,5 W). Listan över adapterar finns på www.philips.com/support.

MEDICINSKA VARNINGAR

- Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten före användning.

- Sluta använda apparaten och rådfråga en tandläkare/läkare om kraftig eller långvarig blödning uppstår efter användning eller om du upplever obehag eller smärta vid användning.
- Apparaten är avsedd för egenvård och är inte avsedd att delas av flera användare.
- Rådgrör med din tandläkare innan du använder apparaten om du har genomgått operation i munnen eller tandköttet de senaste två månaderna.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERI

- Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara och som endast får tas bort av en fackman.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvarliga skador. Olika tillbehör kan medföra olika modeller.
- Använd endast tillbehör och förbrukningsartiklar från Philips.
- Håll produkten och batterierna borta från eld och utsätt dem inte för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugn eller på induktionsplatta.
- Du får inte öppna, modifiera, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batteriet eftersom batterierna då kan bli varma eller avge giftiga eller farliga ämnen. Du får inte kortsluta, överladda eller ladda batterierna omvänt.
- Den här apparaten har batterier som inte är utbytbara. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt, se avsnittet om Återvinning.
- Ladda och använd produkten vid en temperatur mellan 3 °C och 40 °C.
- Undvik kontakt med hud och ögon om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare om detta händer.
- Se till att händerna, produkten och batterier är torra när du hanterar batterierna.
- Låt inte batteriernas poler komma i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårspännen eller ringar) efter borttagning för att förhindra kortslutning. Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.
- Strömförbrukning i:

- Avstängt läge (inga tillbehör) < 0,1 W
- Lågenergiläge < 0,3 W
- Laddning: USB-laddning (5 V DC, 1 A)

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Förvarings- och transportförhållanden


Temperatur (transport och förvaring) mellan -20 °C och +60 °C

SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

Följande symboler kan visas på produkten:



Den här symbolen betyder att du ska läsa bruksanvisningen innan du använder produkten.



Denna symbol betyder att du ska använda den angivna strömtillförseln.

Löstagbar strömförsörjningsdel: "xxxxxx" anger modellnumret för godkända laddare som ska användas.

Inledning

Välkommen till Philips! Grattis till din nya Sonicare Compact Flosser. Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på philips.com/welcome.

Avsedd användning

Philips Sonicare Compact Flosser är en munspolningsapparat som används för att ta bort plack och matrester mellan tänderna och på tändernas yta för att minska skador på tänderna och för att förbättra och

bibehålla tandköttshälsan. Den här produkten är avsedd för hemmabruk och används vanligen minst en gång om dagen.

Din Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Frigöringsknapp för munstycke
- 2 Av/på-knapp
- 3 Lägesknapp
- 4 Indikatorlampa för lägen
- 5 Batterilampa
- 6 Behållare
- 7 Påfyllningsöppning/munstyckesförvaring
- 8 Laddningsport

Tillbehör


- 9 Comfort-munstycke
- 10 Standard-munstycke
- 11 USB-A-kabel med liten kontakt (väggadapter medföljer inte)

Obs! Vilka tillbehör som medföljer kan variera beroende på vilken modell du har köpt.


Så här gör du


Konfigurera Compact Flosser

- 1 Dra försiktigt i påfyllningsöppningens lock.




- 2 Ta ut munstycket från förvaringsutrymmet.






- 3 Sätt i valfritt munstycke i enheten.

Obs! Kontrollera att munstycket är helt isatt och spola med hjälp av enhetens övre del.



- 4 Se till att locket till påfyllningsöppningen är öppet och dra ned behållaren.

Obs! När locket till påfyllningsöppningen är öppet är det enklare att dra ned behållaren.





- 5 Dra ned behållaren tills enhetens propp är över proppen inuti behållaren.


Fylla behållaren

Varning! Ta bort laddaren från Compact Flosser innan du fyller behållaren eller använder enheten.

- 1 Öppna påfyllningsöppningen och fyll behållaren med ljummet vatten.
eller




Du kan även fylla på vatten direkt i behållaren. Dra försiktigt bort behållaren från Compact Flosser och fyll den med vatten till MAX-linjen. Sätt tillbaka behållaren och se till att proppen på enheten och behållaren sitter ordentligt på plats.



2 Stäng försiktigt påfyllningsöppningen.

Obs! Överskrid inte MAX-linjen när du fyller på behållaren (200 ml).

Lägen



Compact Flosser har tre olika lägen: Tryck på lägesknappen för att växla mellan de olika lägena. Lägena har olika intensitet. Ordnade från låg till hög:

Sensitive

Det här läget, med pacer, ger ett skonsamt vattentryck. Pacern indikerar när du ska gå vidare till nästa område i munnen genom att kort pausa vattenflödet var 15:e sekund.

Pulse

I det här läget växlas starka och skonsamma pulser. Det är utformat för att massera och stimulera tandköttet. Pacern indikerar när du ska gå vidare till nästa område i munnen genom att kort pausa vattenflödet var 15:e sekund.

Clean

Det här läget har en pacer och ger ett konstant vattentryck för utmärkt rengöring. Pacern indikerar när du ska gå vidare till nästa område i munnen genom att kort pausa vattenflödet var 15:e sekund.

Obs! När du använder enheten första gången startar du i läget Sensitive för att få den lägsta intensiteten. Vi rekommenderar att du gradvis ökar intensiteten under några veckor. Det kan leda till bättre rengöring eftersom du vänjer tandköttet vid allt högre intensiteter.

Obs! Compact Flosser levereras med pacern aktiverad. Aktivera eller inaktivera pacern med Compact Flosser avstängd genom att hålla lägesvalsknappen intryckt i 3 sekunder. Batteriindikatorn blinkar gult en gång när apparaten stängs av. Batteriindikatorn blinkar grönt två gånger när apparaten startas.


Använda Compact Flosser



- 1 Rikta munstyckets spets mot handfatet innan du sätter på enheten. Låt vatten spruta i handfatet. Stäng av enheten när vatten sprutas ut.




- 2 Placera munstyckets spets i munnen. Luta dig över handfatet och slut läpparna en aning över munstyckets spets för att förhindra stänk. Håll munnen tillräckligt öppen så att vattnet kan rinna ned i handfatet från din mun.



- 3 Placera munstyckets spets strax ovanför tandkötskanten i 90 graders vinkel.




- 4 Slå på Compact Flosser genom att trycka in på/avknappen på handtaget och börja spola munnen.




- a Börja med tänderna längst bak i över- eller underkäken. Låt munstyckets spets glida utmed tandkötskanten och pausa kort vid varje mellanrum mellan tänderna.

Obs! Roter munstycket efter behov så att du enklare kan placera det längs tandkötskanten.



- b Följ pacern för att rengöra både utsidan (15 sekunder) och insidan (15 sekunder) av tänderna i sammanlagt 30 sekunder i ena tandraden.

Obs! Glöm inte att rengöra tändernas insida.




- c Följ pacern och upprepa i den andra tandraden i ytterligare 15 sekunder på insidan och 15 sekunder på utsidan tills alla ytor runt och mellan tänderna har rengjorts i sammanlagt minst 1 minut.


Obs! Du kan stoppa vattenflödet under användning genom att trycka in på/av-knappen på Compact Flosser.

Obs! Om du vill fylla behållaren under användning ska du stänga av enheten medan du fyller behållaren och sedan fortsätta där du slutade tills alla ytor runt och mellan tänderna har rengjorts i minst 1 minut.

Efter varje användning



- 1 Ta bort munstycket genom att dra i det och samtidigt hålla in frigöringsknappen.
- 2 Skölj spetsen under varmt vatten.



- 3 Öppna försiktigt påfyllningsöppningen upptill på Compact Flosser.

- 4 Häll ut överflödigt vatten. Torka munstycket, handtagets utsida och behållaren.

- 5 Fäst munstycket på handtaget igen.

Obs! För att underlätta torkningen håller du påfyllningsöppningen öppen eller lämnar Compact Flosser omonterad mellan användningarna (behållaren kan dras bort helt).

Obs! Låt inte Compact Flosser vara hopmonterad längre än nödvändigt.

Laddning och batteristatus


Sonicare Compact Flosser räcker till minst 24 munspolningar och varje tillfälle varar en minut på ett fulladdat batteri. Enheten stängs av efter 2 minuters användning.

Obs! Det kan ta upp till 4 timmar att ladda batteriet helt innan första användningstillfället, men du kan använda Compact Flosser innan batteriet är fulladdat.

Laddning




- 1 Dra försiktigt i laddningsportens lock på sidan av Compact Flosser så att laddningsporten blir synlig.



- 2** Anslut USB-A-kabeln med liten kontakt till en USB-väggadapter på 5 V.

Obs! Väggadaptern medföljer inte alla modeller. Använd endast en 5 V-adapter (typ A).



- 3** Anslut USB-A-kabeln med liten kontakt till laddningsuttaket.

Obs! Kontrollera att handtaget är helt torrt innan du ansluter USB-A-kabeln med liten kontakt.



- 4** Batteriindikatorn blinkar under laddningen.

- 5** Stäng laddningsuttagets lock på Compact Flosser när du inte laddar den.

Batteristatus

Batteristatus

Batteriindikatorn visar batteristatusen när du är klar med en munspolning, eller när du pausar Compact Flosser.

När Compact Flosser laddas

Batteristatus	Batteriindikator
Fulladdat	Fast grönt sken
Laddning	Blinkande grönt sken

Obs! Batteriindikatorn blinkar tills batteriet är fulladdat. När apparaten är ansluten och batteriet är fulladdat lyser lampan med ett fast grönt sken i 30 sekunder och släcks sedan.

När Compact Flosser inte laddas

Batteristatus	Batteriindikator
Fulladdat	Fast grönt sken
Medelhög nivå	Blinkande grönt sken
Lågt	Blinkande gult sken
Tomt	Blinkande gult sken i 5 sekunder och Compact Flosser stängs av automatiskt

Obs! När indikatorn för låg batterinivå visas kan du använda Compact Flosser för minst 3 munspolningar. Varje spolning varar 1 minut.


Rengöring

Compact Flosser måste rengöras en gång i veckan. Rengör enheten och tillbehören på följande sätt. Tillbehören kan variera beroende på modell.


Obs! Använd inte rengöringsprodukter med hög alkoholhalt.

Varning! Rengör inte Compact Flosser när USB-A-kabeln med liten kontakt är ansluten. Dra ur


enhetens nätsladd och stäng locket till laddningsporten före rengöring.




- 1 Ta bort munstycket genom att dra i det och samtidigt hålla in frigöringsknappen.




- 2 Skölj spetsen under varmt vatten.



- 3 Öppna försiktigt påfyllningsöppningen upptill på Compact Flosser.




- 4 Häll ut kvarvarande vatten i handfatet.




- 5 Ta försiktigt bort behållaren från Compact Flosser genom att dra bort den. Behållaren kan handtvättas med varmt vatten och mild tvål. Vid behov kan du rengöra handtaget genom att torka av det med en mjuk trasa och mild tvål.

Förvaring


Compact Flosser är utformad så att du kan förvara ett munstycke i handtaget. Så här gör du:




- 1 Ta bort munstycket genom att dra i det och samtidigt hålla in frigöringsknappen.



- 2 Öppna försiktigt påfyllningsöppningen upptill på Compact Flosser.




- 3 Sätt i munstycket i påfyllningsöppningen.



- 4 Gör Compact Flosser mindre genom att skjuta upp behållaren.

Obs! När locket till påfyllningsöppningen är öppet är det enklare att trycka ner behållaren.



- 5 Stäng försiktigt påfyllningsöppningen.

Byten

Byt munstycken var sjätte månad eller direkt om munstycket är skadat. Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **philips.com** och hos din lokala Philips Sonicare-återförsäljare.

Obs! Compact Flosser är endast kompatibel med Philips Sonicare Compact Flosser-munstycken. Den är inte kompatibel med andra Philips Sonicare-munstycken, t.ex. munstycken till Power Flosser.

Felsökning

Fråga	Svar
Kan jag använda munvatten eller essentiella oljor i behållaren?	Det är inte lämpligt att använda essentiella oljor i behållaren. Det går att blanda munvatten med vatten och använda det i behållaren. När du har använt munvatten sköljer du enheten för att förhindra igensättning. Fyll behållaren med varmt vatten och kör produkten med spetsen riktad nedåt i handfatet tills behållaren är tom.
Passar andra munstycken på min Philips Sonicare Compact Flosser?	Använd endast Philips N1- och N2-munstycken för den här enheten. Andra munstycken från Philips eller munstycken från andra märken är inte kompatibla med den här apparaten.
Hur ofta måste jag byta munstycke?	Vi rekommenderar att du byter ut munstycket efter 6 månaders användning. Du hittar mer information om hur du köper reservdelar på philips.com
Jag har problem med att dra upp behållaren	Öppna påfyllningsöppningen och ta bort munstycket innan du försöker dra upp behållaren. Då ska det gå lätt att dra upp behållaren.

Garanti och support

Philips ger en produktgaranti som gäller under en tvåårsperiod från inköpsdatumet. Defekter som orsakats av felaktiga material och undermåligt hantverk kommer att repareras eller ersättas på Philips bekostnad, förutsatt att övertygande bevis om inköp inom garantitiden kan

uppvisas. Philips rekommenderar att du använder Sonicare-munstycken för ett optimalt resultat. Om du använder andra munstycken kan det skada Compact Flosser och begränsa garantin. Kontakta vår kundtjänst på 1-800-682-7664 eller www.philips.com/sonicare-warranty (Nordamerika). Utanför Nordamerika, kontakta Philips lokala kundtjänst. Du hittar produktinformation och instruktioner online på:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Nordamerika) eller www.philips.com/support (utanför Nordamerika).

GARANTIUNDANTAG

Följande omfattas inte av garantin:

- Munstycken
- Skador som orsakats av användning av ej godkända reservdelar eller munstycken
- Skador som orsakats av felaktig användning, våld, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÅMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GÄLLER ENDAST UNDER DEN TID SOM DE UTTRYCKTA GARANTIerna SOM BESKRIVS OVAN GÄLLER. I VISSA STATER TILLÄMPAS INTE TIDSGRÄNSER FÖR DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIerna.

BEGRÄNSNINGAR FÖR KOMPENSATION

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR PHILIPS MED FILIALER ELLER DOTTERBOLAG ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLDRIKTLIGA SKADOR SOM GRUNDAS PÅ GARANTIBROTT, KONTRAKTSBROTT, FÖRSUMBARHET, INTRÅNG ELLER ÖVRIG RÄTTSLIG TEORI. SÅDANA SKADOR INNEFATTAR, UTAN BEGRÄNSNINGAR, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER INKOMSTER, UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, KRAV FRÅN TREDJE PART, T.EX. TANDLÄKARE OCH TANDHYGIENISTER, OCH KOSTNADER

FÖR EVENTUELL ERSÄTTANDE UTRUSTNING ELLER TJÄNST. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR.

Återvinning




- Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.
- Information om REACH-ämnen i Philips-produkter finns på www.philips.com/REACH

Ta ur det laddningsbara batteriet

Det inbyggda, laddningsbara batteriet ska tas bort av en kvalificerad fackman när produkten kasseras. Anvisningar för att ta bort inbyggda, laddningsbara batterier finns på **www.philips.com/support**.

- Apparaten har en uppladdningsbar litiumjoncell. **MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT.** Du behöver en tråдавbitare och en skruvmejsel för att ta ur det laddningsbara batteriet. Vidta allmänna säkerhetsåtgärder när du följer anvisningarna nedan.


1 Ladda ur det laddningsbara batteriet genom att låta Compact Flosser vara på tills den stannar.




2 Ta bort behållaren genom att dra bort den.




3 Ta bort de två skruvlocken.




4 Ta bort skruvarna.



5 Dra ut de inre komponenterna från huvuddelen.



6 Ta bort batteriluckan.



7 Ta ut batteriet från batterihållaren. Kapa kablar för att ta bort batteriet.

Varning! Var försiktig så att du inte gör illa fingrarna på batteriflikarnas vassa kanter.

8 Täck över batteriets kontakter med tejp för att förhindra att en kortslutning kan uppstå om det finns energi kvar i batteriet.

9 Det laddningsbara batteriet kan nu återvinnas, och resten av produkten kan kasseras på lämpligt sätt.

Obs! Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den till för återvinning vid en återvinningsstation. Genom att göra detta hjälper du till att skydda miljön.



Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Uyarılar

- Şarj kablosunu sudan uzak tutun.
- Temizledikten sonra, şarj kablosunu prize takmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Bu cihazın çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı, sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Küçük çocukların ürünle oynamaları engellenmelidir.
- Temizlik bölümünde aksi belirtilmedikçe ürünün hiçbir parçasını bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Ürünü dış mekânda veya sıcak yüzeylerin yakınında şarj etmeyin.
- Bu cihaz kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermemektedir. Cihaz hasar görürse, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. USB kablosu veya USB güç kaynağı ünitesi hasarlıysa kullanmayı bırakın.
- Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın. Varsa, sadece orijinal USB kablosunu ve USB güç kaynağı ünitesini kullanın.
- Fiziksel yaralanmaları önlemek için hazneyi sıcak suyla doldurmayın. Hazneye yabancı madde koymayın.
- Bu cihaz sadece diş ve diş eti temizliği için tasarlanmıştır.
- Cihazı göz, kulak veya burun temizliği için kullanmayın.
- Maksimum kullanım yüksekliği 4500 metredir.
- Cihaz lavabonun üzerinde kullanılmazsa tezgahta veya zeminde su birikebilir ve kayma tehlikesi oluşturabilir.
- Ürünü (özellikle haznenin içini) düzenli olarak temizleyin.
- Yalnızca Philips WAA1001, WAA2001, UL veya uygun giriş değerleri (100-240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) ve çıkış değerlerine (5 Vdc; 2,5 W) sahip eş değer güvenlik onaylı adaptörlerle şarj edin. Adaptörlerin listesi için lütfen www.philips.com/support adresine bakın.

TIBBİ UYARILAR

- Kalp pili ya da ameliyatla takılan başka bir cihaz kullanıyorsanız, ağız duşunu kullanmadan önce doktorunuza ya da üreticiye danışın.

- Kullanımdan sonra aşırı veya uzun süreli kanama meydana gelirse veya kullanım sırasında rahatsızlık veya ağrı hissederseniz cihazı kullanmayı bırakın ve diş hekiminize/doktorunuza danışın.
- Bu cihaz kişisel bir bakım cihazıdır ve birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılması amaçlanmamıştır.
- Son 2 ay içinde bir diş veya diş eti ameliyatı geçirdiyseniz, bu ürünü kullanmadan önce diş hekiminize danışın.

PİL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından çıkarılması gereken, değiştirilemeyen piller içerir.
- Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Ürün aşırı ısınır veya üründen koku gelirse, renk değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakıp Philips ile iletişime geçin.
- Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili açmayın, delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın veya hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yükleme veya tersine yükleme yapmayın.
- Bu cihaz değiştirilebilir olmayan piller içermektedir. Pil kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihaz uygun şekilde atılmalıdır; Geri Dönüşüm ile ilgili bölüme bakın.
- Cihazı 3 °C ila 40 °C (37 °F ila 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin ve kullanın.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da gözlere temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olmasına dikkat edin.

- Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre yapmasını önlemek için pil üzerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yüzük vb.) temas etmemesine çok dikkat edin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Atmadan önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri bir plastik torbaya koyun.
- Güç tüketimi:
 - Kapalı modda (ek yok) < 0,1 W
 - Düşük enerji modu < 0,3 W
 - Şarj etme: USB Şarj (5 VDC, 1 A)

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Saklama ve taşıma koşulları


Sıcaklık (Taşıma ve Depolama) -20 °C ila +60 °C arasında (-4 °F ila 140 °F)

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Ürün üzerinde aşağıdaki simgeler bulunabilir:



Bu sembol, cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını okumanız gerektiği anlamına gelir.



Bu sembol, belirtilen güç kaynağının kullanılması anlamına gelir.

Sökülebilir Güç Besleme Ünitesi Parçası: "xxxxxx" ifadesi, kullanılabilecek onaylanmış şarj cihazlarının model numarasını belirtir.

Giriş

Philips'e hoş geldiniz! Sonicare Compact Flosser ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü philips.com/welcome adresinden kaydettirin.

Kullanım amacı

Philips Sonicare Compact Flosser, diş çürümelerini azaltmaya ve diş eti sağlığını iyileştirip korumaya yardımcı olmak için diş plağını ve dişlerin arasındaki ve üzerindeki gıda kalıntılarını temizlemek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, tüketicilerin günde en az bir kez evde kullanımı için tasarlanmıştır.

Philips Sonicare Compact Flosser cihazınız

- 1 Başlık çıkarma düğmesi
- 2 Açma/kapama düğmesi
- 3 Mod Düğmesi
- 4 Mod gösterge ışığı
- 5 Pil gösterge ışığı
- 6 Hazne
- 7 Dolum bağlantı noktası/Başlık depolama
- 8 Şarj bağlantı noktası


Aksesuarlar

- 9 Comfort başlık
- 10 Standard başlık
- 11 USB-A'dan küçük fişe (duvar adaptörü dahil değildir)


Not: Dâhil olan aksesuarlar satın alınan modele göre değişiklik gösterebilir.

Başlangıç


Compact Flosser'inızı kurun



- 1 Doldurma bağlantı noktasının kapağını yavaşça çekin.




- 2 Başlığı depolama bölmesinden çıkarın.




- 3 Başlığınızı cihazın içine yerleştirin.

Not: Başlığın tamamen takıldığından ve cihazın üst kısmıyla aynı hizada olduğundan emin olun.



- 4 Doldurma bağlantı noktasının kapağının açık olduğundan emin olun ve hazneyi aşağı çekin.

Not: Doldurma bağlantı noktası kapağı açık olduğunda, hazneyi aşağı çekmek daha kolaydır.





- 5 Cihazın tıpası haznenin içindeki tıpanın üzerine gelene kadar hazneyi aşağı çekin.

Haznenin doldurulması


Uyarı: Hazneyi doldurmadan ve cihazı kullanmadan önce şarj cihazını Compact Flosser'dan çıkarın.

- 1 Doldurma bağlantı noktasını açın ve hazneyi ılık suyla doldurun.

Veya




Su doğrudan hazneye de doldurulabilir. Hazneyi Compact Flosser'dan yavaşça çekin ve maksimum dolum çizgisine kadar suyla doldurun. Hazneyi tekrar takın ve cihazın ve haznenin tıpasının doğru şekilde yerine oturduğundan emin olun.



2 Doldurma bağlantı noktasını yavaşça kapatın.

Not: Hazneyi doldururken maksimum dolum çizgisini (200 ml) aşmayın.

Modlar



Compact Flosser'iniz üç farklı mod ile donatılmıştır. Modlar arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın. Modların farklı yoğunlukları vardır. Düşükten yükseğe doğru listelenmiştir:

Hassas

Bu mod, zamanlayıcı ile hafif su basıncı sağlar. Zamanlayıcı, ağzınızın bir sonraki bölümüne ne zaman geçmeniz gerektiğini her 15 saniyede bir su akışında kısa bir duraksama ile gösterir.

Darbe

Bu mod, güçlü ve yumuşak darbeleri değiştirir ve diş etlerine masaj yapmak ve uyarmak için tasarlanmıştır. Zamanlayıcı, ağzınızın bir sonraki bölümüne ne zaman geçmeniz gerektiğini her 15 saniyede bir su akışında kısa bir duraksama ile gösterir.

Clean

Bu zamanlayıcı mod, mükemmel bir temizlik için sabit su basıncı sağlar. Zamanlayıcı, ağzınızın bir sonraki bölümüne ne zaman geçmeniz gerektiğini her 15 saniyede bir su akışında kısa bir duraksama ile gösterir.

Not: İlk kullanımda, cihazı en düşük yoğunluk için Sensitive modunda başlatın. Kullandığınız yoğunluğu birkaç hafta içinde artırmanız önerilir. Bu, daha yüksek yoğunlukları tolere edebilir hale geleceğiniz için daha iyi temizlik sağlayabilir.

Not: Bu Compact Flosser, zamanlayıcısı etkin şekilde gelir. Compact Flosser kapalıyken zamanlayıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mod seçim düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Devre dışı bırakıldığında pil göstergesi ışığı bir kez sarı renkte yanıp söner. Etkinleştirildiğinde pil göstergesi ışığı iki kez yeşil renkte yanıp söner.


Compact Flosser'ınızı kullanma



- 1 Cihazı açmadan önce başlık ucunu lavaboya doğru tutun. Suyun lavaboya akmasını bekleyin. Cihaz içindeki su bittikten sonra cihazı kapatın.




- 2 Başlık ucunu ağızınıza yerleştirin. Lavaboya eğilin ve başlık ucu ağızınızdayken sıçramayı engellemek için ağızınızı hafifçe kapatın. Ağızındaki suyun lavaboya akmasını sağlamak için ağızınızı bir miktar aralık bırakın.



- 3 Başlığın ucunu, diş eti çizgisinin hemen üzerine 90° açıyla yerleştirin.




- 4 Compact Flosser'ı açmak ve diş arası temizliğine başlamak için tutma yerindeki güç açma/kapama düğmesine basın.




- a Üst veya alt çenenizdeki arka dişlerinizden başlayarak başlığın ucunu diş eti çizgisi boyunca kaydırın ve her bir diş arasında kısa bir süre duraklayın.

Not: Diş eti çizgisi boyunca daha kolay konumlandırmak için başlığı istediğiniz gibi döndürün.



- b Ağızınızın dörtte birlik bir bölümünde toplam 30 saniye boyunca dişlerinizin hem dışını (15 saniye) hem de içini (15 saniye) temizlemek için zamanlayıcıyı takip edin.

Not: Dişlerinizin iç kısımlarını temizlemeyi unutmayın.




- c Zamanlayıcıyı takip edin ve toplamda en az bir dakika boyunca dişlerin etrafındaki ve aralarındaki tüm boşluklar temizlenene kadar ağızınızın ağızınızın diğer dörtte birlik bölümünde 15 saniye daha içeride ve 15 saniye dışarıda tekrarlayın.

Not: Compact Flosser'daki açma/kapama düğmesine basarak kullanım sırasında su akışını durdurabilirsiniz.


Not: Kullanım sırasında hazneyi yeniden doldurmak isterseniz hazneyi doldururken cihazı kapatın ve ardından dişlerinizin etrafındaki ve aralarındaki tüm alanları toplamda en az bir dakika süreyle temizleyene kadar kaldığınız yerden devam edin.

Her kullanımdan sonra




- 1 Başlığı çekerek ve aynı anda başlık açma düğmesini basılı tutarak başlığı çıkarın.
- 2 Ucunu ılık suyun altında yıkayın.

462 Türkçe



- 3 Compact Flosser'ın üstündeki doldurma bağlantı noktasını yavaşça açın.



- 4 Fazla suyu boşaltın. Başlığı, ürün gövdesinin dışını ve hazneyi kurulaayın.

- 5 Başlığı ürün gövdesine geri takın.

Not: Kurumayı kolaylaştırmak için, doldurma bağlantı noktasını açık tutun veya Compact Flosser'ı kullanımlar arasında demonte halinde bırakın (hazne tamamen çıkarılabilir).


Not: Compact Flosser'ı gereğinden uzun süre demonte halinde bırakmayın.

Şarj ve pil durumu


Sonicare Compact Flosser'ınız, tam şarjlı bir pille her seansı 1 dakika süren en az 24 ağız duşu seansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, 2 dakika kullandıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Not: İlk kullanımdan önce pilin tamamen şarj olması 4 saate kadar sürebilse de Compact Flosser'ı tam olarak şarj olmadan da kullanabilirsiniz.

Şarj oluyor




- 1 Şarj bağlantı noktasını ortaya çıkarmak için Compact Flosser'ın yan tarafındaki şarj bağlantı noktası kapağını yavaşça çekin.




- 2** USB-A'dan küçük fişe şarj kablosunu 5 V USB duvar adaptörüne bağlayın.

Not: Duvar adaptörü tüm modellerde bulunmamaktadır. Yalnızca 5 V adaptör (Tip A) kullanın.



- 3** USB-A - küçük fiş şarj kablosunu şarj bağlantı noktasına takın.

Not: USB-A'dan küçük fişe şarj kablosunu bağlamadan önce ürün gövdesinin tamamen kuru olduğundan emin olun.



- 4** Pil göstergesi şarj sırasında yanıp söner.
- 5** Aktif olarak şarj edilmediğinde Compact Flosser üzerindeki şarj bağlantı noktası kapağını kapatın.

Pil durumu

Pil Durumu

Pil göstergesi, temizleme seansını tamamladığınızda veya Compact Flosser'ı duraklattığınızda pil durumunu gösterir.

Compact Flosser şarj olurken

Pil durumu	Pil göstergesi
Dolu	Sabit yeşil
Şarj oluyor	Yanıp sönen yeşil

Not: Tamamen şarj olana kadar pil göstergesi yanıp sönecektir. Prize takılıyken tamamen şarj olduğunda ışık 30 saniye boyunca sabit yeşil renkte yanar ve ardından kapanır.

Compact Flosser şarj olmadığında

Pil durumu	Pil göstergesi
Dolu	Sabit yeşil
Orta	Yanıp sönen yeşil
Düşük	Yanıp sönen sarı
Boş	5 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra Compact Flosser otomatik olarak kapanır


Not: Compact Flosser, düşük pil göstergesi görüldüğünde her seansı 1 dakika süren en az 3 temizleme seansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Temizlik

Compact Flosser'ın haftada bir kez temizlenmesi gerekir. Cihazı ve aksesuarları aşağıda açıklanan şekilde temizleyin. Aksesuarlar modele göre farklılık gösterebilir.

Not: Cihazı yüksek alkol içerikli temizleme solüsyonları ile çalıştırmayın veya temizlemeyin.


Uyarı: USB-A'dan küçük fişe şarj kablosu takılıyken Compact Flosser'ı temizlemeyin. Temizlemeden önce cihazın fişini çekin ve şarj bağlantı noktası kapağını kapatın.




- 1 Başlığı çekerek ve aynı anda başlık açma düğmesini basılı tutarak başlığı çıkarın.




- 2 Ucunu ılık suyun altında yıkayın.



- 3 Compact Flosser'ın üstündeki doldurma bağlantı noktasını yavaşça açın.



- 4 Kalan suyu lavaboya dökün.




- 5 Hazneyi Compact Flosser'dan çekerek yavaşça çıkarın. Hazne ılık su ve yumuşak sabunla elde yıkanabilir. Gerektiğinde yumuşak bir bez ve sert olmayan bir sabunla silerek ürün gövdesini temizleyebilirsiniz.

Depolama

Compact Flosser'ınız, bir başlığı tutma yerinde saklayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği kullanabilmek için:


- 1 Başlığı çekerek ve aynı anda başlık açma düğmesini basılı tutarak başlığı çıkarın.



- 2 Compact Flosser'ın üstündeki doldurma bağlantı noktasını yavaşça açın.




- 3 Başlığı doldurma bağlantı noktasına yerleştirin.




- 4 Hazneyi yukarı iterek Compact Flosser'ı katlayın.

Not: Doldurma bağlantı noktası kapağı açık olduğunda, hazneyi katlamak daha kolaydır.



- 5 Doldurma bağlantı noktasını yavaşça kapatın.



Değişim

Başlıkları 6 ayda bir veya hasar gördüğünde hemen değiştirin. Aksesuar veya yedek parça satın almak için **philips.com** adresini ziyaret edin ya da yerel Philips Sonicare bayinize gidin.

Not: Compact Flosser yalnızca Philips Sonicare Compact Flosser Başlıkları ile uyumludur. Bu Compact Power Flosser ile diğer Philips Sonicare ağız duşu başlıkları kullanılamaz.

Sorun giderme

Soru	Cevap
Haznemde ağız bakım suyu veya esansiyel yağ kullanabilir miyim?	Haznede esansiyel yağ kullanılması önerilmez. Ağız bakım suyu, suyla karıştırılarak haznede kullanılabilir. Ağız bakım suyunu kullandıktan sonra, tıkanmasını önlemek için hazneyi bir miktar sıcak suyla doldurun ve başlık ucunu lavaboya doğru tutup hazne boşalana kadar çalıştırarak cihazı durulayın.
Diğer başlıklar Philips Sonicare Elektrikli Ağız Duşu cihazım ile uyumlu mu?	Bu cihaz için yalnızca Philips N1 ve N2 başlıklarını kullanın. Diğer Philips veya Philips olmayan başlıklar bu ürünle uyumlu değildir.
Başlığımı ne sıklıkta değiştirmeliyim?	Başlığınızı her 6 aylık kullanımdan sonra değiştirmenizi öneririz. Yedek parça satın alma hakkında daha fazla bilgi için philips.com adresini ziyaret edin
Hazneyi genişletmekte zorluk çekiyorum	Hazneyi genişletmeye çalışmadan önce doldurma bağlantı noktasını açın ve başlığı çıkarın. Bu, haznenin kolayca genişlemesini sağlamalıdır.

Garanti ve destek

Philips, ürünleri için satın alma tarihinden itibaren iki yıl garanti vermektedir. Hatalı malzeme veya işçiliğe bağlı

kusurlar garanti süresi içinde satın alma kanıtı sağlanması halinde ücretsiz olarak Philips tarafından onarılır veya değiştirilir. Philips, optimum performans için orijinal Sonicare Başlık kullanmanızı önerir. Farklı Başlık kullanımı, Compact Flosser cihazınıza hasar verebilir ve garanti kapsamınızı sınırlandırabilir. 1-800-682-7664 veya **www.philips.com/sonicare-warranty** (Kuzey Amerika) adresinden Tüketici Bakım Merkezimizle iletişime geçin, Kuzey Amerika dışında yerel Philips Tüketici Bakım Merkezinizle iletişime geçin. Ürün bilgileri ve çevrimiçi kullanım talimatları için şu adresi ziyaret edin: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Kuzey Amerika) veya **www.philips.com/support** (Kuzey Amerika dışında).

GARANTİ İSTİSNALARI

Garanti kapsamı dışında kalan uygulamalar:

- Başlıklar
- Onaylanmamış yedek parça veya başlık kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar.
- Yanlış kullanım, amaç dışı kullanım, ihmal, modifikasyon veya yetkisiz kişilerce yapılan onarım kaynaklı hasarlar
- Çentikler, çizikler, aşınma, renk değiştirme veya solmayı kapsayan normal yıpranma

ZİMNİ GARANTİLER

Ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere tüm zımnî garantiler, yukarıda belirtilen açık garantilerin süresiyle sınırlı olacaktır.

ÇÖZÜM YOLLARININ SINIRLANDIRILMASI

Philips veya bağlı ya da yan şirketlerinden herhangi biri hiç bir durumda garantinin ihlali, sözleşmenin ihlali, ihmal, haksız fiil veya diğer herhangi bir yasal kurama dayanan özel, arızî veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür zararlar, sınırlama olmaksızın, tasarruf veya gelir kaybını; kar kaybını; kullanım kaybını; diş hekimleri ve diş hekimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların taleplerini ve herhangi bir ikame ekipman ve hizmetin maliyetini içerir. Bazı

eyaletler arızı veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir.

Geri dönüşüm



- Bu simge, elektrikli ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
- Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.
- Philips ürünlerinde bulunan REACH maddelerine ilişkin bilgiler www.philips.com/REACH adresinde bulunabilir.


Şarj edilebilir pilin çıkarılması

Ürün atıldığında, dahili şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından çıkarılması gerekir. Dahili şarj edilebilir pillerin çıkarılmasına ilişkin talimatlara


www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

- Bu cihaz Lityum-iyon şarj edilebilir hücre içerir. UYGUN ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ VEYA ATILMALIDIR. Şarj edilebilir pili çıkarmak için bir tornavida ve tel kesiciye ihtiyacınız vardır. Aşağıdaki prosedürü uygularken temel güvenlik önlemlerine dikkat edin.

1 Şarj edilebilir pilin şarjını bitirmek için Compact Flosser'ı durana kadar çalıştırın.




2 Hazneyi çekerek çıkarın.




3 İki vidalı kapağı çıkartın.


470 Türkçe




4 Vidaları sökün.



5 İç bileşenleri gövdeden çekin.



6 Pil kapağını çıkarın.



7 Pili yuvasından çekin. Pili çıkarmak için kabloları kesin.

Dikkat: Parmaklarınıza zarar vermemek için pil tırnaklarının sivri uçlarına dikkat edin.

8 Pil içinde kalan enerji sebebiyle oluşabilecek elektrik kısa devrelerini önlemek için pil bağlantılarını bantla kaplayın.

9 Şarj edilebilir pil geri dönüştürülebilir; ürünün geri kalan parçaları da uygun bir şekilde atılmalıdır.



Not: Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böyle yaparak çevreyi korumaya yardımcı olursunuz.

Bu önümi diňe onuň niýetlenilýän maksady üçin ulanyň. Önümi we onuň batareýalaryny hem-de esbaplaryny ulanmazdan ozal, şu maglumaty üns bilen okaň hem-de geljekde gollanmak üçin ýygnap goýuň. Nädogry ulanmak howplara ýa-da agyr şikeslere eltip bilýär.

DUÝDURYŞLAR

- Zaryad kabelini suwdan uzakda saklaň.
- Arassalanyňyzdan soň, zaryad kabelini diwar rozetkasyna dakmazdan oň doly guradyň.
- Enjamy çagalar, şeýle hem enjamy howpsuz görünüşde ulanmak boýunça gözükdirijiler berlen ýa-da howpsuz ulanmak boýunça gözegçilik astyndaky we deňişli howplar özlerine mälüm edilen ýagdaýynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplary pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar hem ulanyp biler. Çagalar gözegçilik astynda däl wagty enjamda arassaçylyk we ulanyjy tarapyndan geçirilmäge deňişli abatlaýyş işlerini geçirmeli däl.
- Çagalaryň önüm bilen oýnamazlygyny üpjün etmek üçin olary gözegçilikde saklamaly.
- Arassalamak bölümünde başgaça görkezilmedik bolsa, önümiň haýsydyr bir bölegini gap-gaç ýuwyýan maşynda arassalamaň.
- Önüme daşarda ýa-da gyzgyn üstleri golaýynda zaryad bermäň.
- Bu enjamda ulanyjynyň tehniki hyzmat edip biljek şaýlary ýokdur. Eger enjama zeper ýetse, ony ulanmagy bes ediň we ýurduňyzdaky Müşderi goldawy merkezine ýüz tutuň. USB kabele ýa-da USB tok üpjünçilik enjamyňa zeper ýeten bolsa, ony ulanmagy bes ediň.
- Diňe hakyky Philips esbaplaryny ýa-da sarp ediş materiallaryny ulanyň. Eger berlen bolsa, diňe original USB kabelini we USB tok üpjünçilik bloguny ulanyň.
- Fiziki şikes bolmaz ýaly, gaby gyzgyn suwdan doldurmaň. Gabyň içine del jisimler salmaň.
- Bu enjam diňe dişleri, diş etini arassalamak üçin niýetlenilýär.
- Gözleri, gulaklary ýa-da buruny arassalamak üçin ulanmaň.
- Ulanmagyň maksimum beýikligi 4500 metrdir.
- Enjam nowajygyň üstünde ulanylmasa, stolda ýa-da zeminde suw ýygnanyp we tyрма howpuny döredip biler.
- Önümi (esasanam, suw gabynyň içini) arassalaň.
- Diňe giriş (100–240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) we çykyş (5 Vdc; 2,5 W) kuwwaty bar bolan Philips WAA1001, WAA2001, UL ýa-da ekwiwalent tassyklanylýan howpsuzlyk adapterleri bilen zaryad beriň. Adapterleriň sanawy üçin, www.philips.com/support salgysyna serediň.

LUKMANÇYLYK DUÝDURYŞLARY

- Eger size kardiostimulýator ýa-da başga bir implant enjam goýlan bolsa, ulanmazdan öň lukmanyňyza ýa-da implant enjamyň öndürijisine ýüz tutuň.
- Eger ulanyşdan soň çendenaşa ganama ýüze çyksa, ganama ulanyşdan soň dowam etse ýa-da bimazalyk ýa-da agyry duýsaňyz, enjamy ulanmagy bes ediň we diş lukmanyňyz/lukman bilen maslahatlaşyň.
- Bu enjam şahsy ideg enjamy bolup, köp ulanyjy tarapyndan paýlaşylyp ulanylmaga niýetlenilmeýär.
- Eger öňki 2 aýda agyz ýa-da diş eti operasiýasyny geçiren bolsaňyz, bu enjamy ulanmazdan öň diş lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.

BATAREÝIŇ HOWPSUZLYGY BOÝUNÇA GÖZÜKDİRJIJILER

- Bu enjamda diňe hünärli işgärler tarapyndan aýrylmagy göz önünde tutulýan çalşyryp bolmaýan batareýler bar.
- Bu önümi diňe onuň niýetlenilýän maksady üçin ulanyň. Önümi we onuň batareýalaryny hem-de esbaplaryny ulanmazdan ozal, şu maglumaty üns bilen okaň hem-de geljekde gollanmak üçin ýygnap goýuň. Nädogry ulanmak howplara ýa-da agyr şikeslere eltip bilýär. Enjam bilen üpjün edilýän esbaplar dürli önümlerde dürli bolup biler.
- Diňe hakyky Philips esbaplaryny we sarp ediş materiallaryny ulanyň.
- Önümi we batareýleri otдан uzakda saklaň we olary günüň göni düşýän şöhesine ýa-da ýokary temperaturalara sezewar etmäň.
- Eger önüm adatdan daşary gyzsa ýa-da ys çykarsa, onuň reňki üýtgeşe ýa-da zarýad almagy üçin adatdakysyndan köp wagt gerek bolsa, onda önümi ulanmagy we oňa zarýad bermegi bes ediň we Philips-e ýüz tutuň.
- Önümleri we olaryň batareýlerini mikrotolkunly ojaklaryň ýa-da induksiýaly ojaklaryň içine salmaň.
- Batareýleriň gyzmagynyň ýa-da zäherli ýa-da howply maddalary çykarmagynyň önüni almak üçin önümi ýa-da batareýleri açmaň, olarda üýtgeşme etmäň, olary deşmäň ýa-da olara zeper ýetirmäň. Batareýlerde gysga utgaşma etmäň, olara aşa zarýad bermäň ýa-da ters tarapdan zarýad bermäň.
- Bu enjamda çalşyryp bolmaýan batareýalar bardyr. Batareýanyň hyzmat möhleti gutaranda, enjamy talabalaýyk görnüşde zyňmak gerek, Gaýtadan işlemek baradaky bölüme serediň.
- Önüme 3 °C bilen 40 °C (37 °F bilen 104 °F) temperatura aralygynda zarýad beriň we şol aralykda ulanyň.

- Batareýlere zeper ýeten bolsa ýa-da olardan suwuklyk syzyp çykýan bolsa, onuň derä ýa-da gözlere galtaşmagyndan gaça duruň. Şeýle ýagdaý bolup geçse, dessine suw bilen oňat edip ýuwuň we lukmançylyk kömegini alyň.
- Batareýleri elläniňizde elleriňiziň, önümiň we batareýleriň gurudygyna göz ýetiriň.
- Batareýler aýrylanyndan soň olarda tötänleýin gysga utgaşmanyň emele gelmeginiň önüni almak üçin batareýiň klemmalarynyň metal närselere (mysal üçin, teňňeler, saç tokalary, ýüzükler) galtaşmagyna ýol bermäň. Batareýleriň daşyna alýumin folga oramaň. Batareýleri zibile zyňmazdan ozal olaryň klemmalaryna ýelmeşýän plýonka ýelmäň ýa-da batareýleri plastik haltajyga salyň.
- Energiýa sarp edişi:
 - Öçürilen tertipde (esbap dakylmazdan) $< 0,1 \text{ W}$
 - Pes energiýa tertibi $< 0,3 \text{ W}$
 - Zaryad bermek: USB zaryad berişi (5VDC, 1A)

Elektromagnit meýdanlary (EMF)

Bu Phillips enjamy elektromagnit meýdanlaryna sezewar bolmak bilen baglanyşykly hereket edýän ähli standartlara we düzgünnamalara laýyk gelýär.


Saklamagyň we daşamagyň şertleri

Temperatura (Daşalanynda we amarda saklananda)
 -20°C bilen 60°C (-4°F bilen 140°F) arasynda

BU GÖZÜKDİRİJILERI SAKLAŇ

Önümde şu aşakdaky simwollaryň görünmegi mümkin:

Bu nyşan enjamy ulanmazdan ozal ulanyş gözükdirijilerini okaň diýmegi aňladýar.



Bu nyşan görkezilen elektrik üpjünçiligini ulanmalydygyny aňladýar.

Dakylýan tok berişi blogy: "xxxxxx" ulanylmak üçin tassyklanylýan zaryadnikleriň model belgisini görkezýär.

Giriş

Philips-e hoş geldiňiz! Täze Sonicare Cordless Compact Flosser-iňiz gutly bolsun. Philips-iň hödürleýän goldawyndan doly peýdalanmak üçin, önümiňizi **philips.com/welcome** salgysynda bellige alyň.

Niýetlenilýän ulanyş

Philips Sonicare Compact Flosser dişiň çüýremegini azaltmak we diş etiniň saglygyny gowulandyrmak hem-de saklamak maksady bilen, dişlerdäki daşy, şeýle hem dişler bilen diş ýüzüniň aralygyndaky iýmit galyndylaryny aýyrmaklyga niýetlenilen agyz irrigatory bolup durýar. Bu önüm diňe öýde ulanmaklyga niýetlenilýär we adatça günde bir gezek ulanylýar.

Philips Sonicare Compact Flosser-iňiz

- 1 Nasadkany goýberiş düwmesi
- 2 Aç/öçür düwmesi
- 3 Tertip düwmesi
- 4 Iş tertibini görkeziji cyra
- 5 Batareýa görkezijisi çyrazy
- 6 Gap
- 7 Doldurma deşigi/Nasadka saklanýan ýer
- 8 Zarýad beriş porty

Esbaplar


- 9 Comfort nasadkasy
- 10 Standard nasadkasy
- 11 USB-A dürtgüçden kiçi dürtgüje (diwar adapteri goşulmaýar)

Bellik: Esbaplar satyn alnan modele görä dürlüçe bolup biler.


Ulanmaga başlamak

Compact Flosser enjamyňy sazlaň


- 1 Doldurma deşiginiň gapagyny emaç bilen çekiň.



- 2 Nasadkany ammar bölüminden çykaryň.




- 3 Nasadkaňyzy enjamyňyza dakyň.




Bellik: Nasadkanyň doly dakylandygyny we enjamyň depesi bilen gyrađeň durandygyny anyklaň.

- 4 Doldurma deşiginiň gapagynyň açykdygyna göz ýetiriň we suw gabyny aşak çekiň.




Bellik: Doldurma deşiginiň gapagy açyk bolsa, gaby aşak çekmek has aňsat bolýar.



- 5 Enjamyň duruzyjysy suw gabynyň içindäki duruzyjynyň üstüne barýança gaby aşak çekiň.


Gaby doldurmak

Duýduryş: Gaby doldurmazdan we enjamy ulanmazdan öň zarýad berijini Compact Flosser-den aýryň.



- 1 Doldurma deşigini açyň we gaby mylaýym suw bilen dolduryň.


Ýa-da




Gaby gönümel suw bilen doldurmak hem bolýar. Gaby Compact Flosser-den emäý bilen çekip çykaryň we aňryçäk doldurma çyzygyna çenli suw bilen dolduryň. Gaby ýerinen dakyň hem-de enjamyň we gabyň duruzjysynyň ýerinde dogry durandygyny barlaň.

- 2 Doldurma deşigini emäý bilen ýapyň.

Bellik: Gaby doldurýarkaňyz, aňryçäk doldurma çyzygyndan (200 ml) geçmäň.



Tertipler



Compact Flosser-iňiz üç dürli iş tertibi bilen enjmlaşdyrylan. Iş tertipleriniň birinden beýlekisine geçmek üçin iş tertibi düwmesini basyň. Iş tertipleriniň ýygjamlyklary tapawutlanýar. Pesden ýokara tertipde sanalyp geçilýär:

Sensitive

Bu iş tertibi, taýmer bilen bilelikde mylaýym suw basysyny üpjün edýär. Taýmer her 15 sekuntda suwuň akymynda gysga säginme arkaly agzyňyzyň indiki bölümüne geçmegiňize wagt bolandygyny görkezýär.

Impuls

Bu iş tertibi güýçli we emäý impuls arasynda çalsýnar hem-de diş etlerini owkalamaga we oýarmaga niýetlenilýär. Taýmer her 15 sekuntda suwuň akymynda

gysga säginme arkaly agzyňyzyň indiki bölümüne geçmegiňize wagt bolandygyny görkezýär.


Clean

Bu tertipde taýmer ulanylýar we durnukly suw basyşy bilen ajaýyp arassaçylyk geçilýär. Taýmer her 15 sekuntda suwuň akymynda gysga säginme arkaly agzyňyzyň indiki bölümüne geçmegiňize wagt bolandygyny görkezýär.

Bellik: Birinji gezek ulnylanynda iň pes ýygjamlyk üçin enjamy Sensitive tertibinde başladyň. Birnäçe hepdäniň dowamynda ulanyň ýygjamlygyňyzy ýokarlandyrmak maslahat berilýär. Has ýokary ýygjamlyga öwrenişdigiňize has gowy arassalamagyň bähbidini üpjün edip bilýär.

Bellik: Bu Compact Power Flosser-de taýmer işjeňleşen görnüşde gelýär. Compact Flosser-i taýmer bilen öçürmegi işjeňleşdirmek ýa-da işjeňlikden aýyrmak üçin iş tertibini saýlaw düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň. İşjeňlikden aýrylanynda batareýiň görkeziji bir gezek köz reňkde ýanyp-öçer. İşjeňleşdirilen wagty batareý görkezijisiniň çyrasy iki gezek ýaşyl reňkde ýanyp-öçer.


Compact Flosser enjamyňyzy ulanmak



- 1 Enjamy işletmezden öň, nasadkanyň ujuny rakowina tutuň. Suwuň rakowinanyň içine serpilmegine ýol beriň. Enjamdaky suw akansoň, enjamy öçüriň.




- 2 Nasadkanyň ujuny agzyňyza ýerleşdiriň. Rakowinanyň üstüne abanyň we suw sýçramaz ýaly, dodaklaryňyz bilen nasadkanyň ujuny biraz gysyň. Suwuň agzyňyzdan rakowina akmagyna ýol bermek üçin ýeterlik boşluk goýuň.



- 3 Nasadkanyň ujuny diş eti çyzygynyň çalaja ýokarsyna, 90° burç bilen ýerleşdiriň.




- 4 Compact Flosser-i açmak we dişleri arassalap başlamak üçin tutawaçdaky açýan/öçürýän düwmäni basyň.




- a Ýokary ýa-da aşaky eňekdäki iň aňyrký dişlerden başlap, nasadkanyň ujuny diş eti çyzygynda gezdiriň we her dişň arasynda birazajyk säginiň.

Bellik: Diş eti çyzygy boýunça has aňsat ornaşdyrmak üçin nasadkany aýlaň.



- b Bir äňiňizi jemi 30 sekunt, dişleriňiziň daşyny (15 sekunt) we içini (15 sekunt) arassalamak üçin taýmeri yzarlaň.

Bellik: Dişleriňiziň iç ýüzüni arassalamagy ýatdan çykarmaň.




- c Dişleriň töweregidäki we aralaryndaky boşluklary azyndan jemi bir minutlap arassalanýança agzyňyzyň beýleki äňinde içinde 15 sekunt we daşynda 15 sekunt taýmere eýeriň we gaýtalaň.


Bellik: Compact Flosser açýan/öçürýän düwmesini basmak arkaly suwuň akymyny durzup bilersiňiz.

Bellik: Gaby ulanyp durkaňyz doldurmakçy bolsaňyz, gaby doldurýarkaňyz enjamy öçürüň we soňra galan ýeriňizden dowam edip, dişleriň töweregidäki we aralaryndaky ähli ýerleri azyndan bir minutlap arassalaň.


Her ulanyşdan soň




- 1 Nasadkany çekmek we şol bir wagtyň özünde nasdkany goýberiş düwmesini bsyp saklamak arkaly nasadkany aýryň.




- 2 Onuň ujuny krandan akýan suwda ýuwuň.



- 3 Compact Flosser-iň depesindäki doldurma deşigini emay bilen açyň.



- 4 Artykmaç suwy döküň. Nasadkany, tutawajyň daş ýüzüni we gaby guradyň.



- 5 Nasadkany tutawaçdaky ýerine dakyň.

Bellik: Guramagyny aňsatlaşdyrmak üçin her gezek ulanylmagynyň arasynda doldurma deşigini açyk saklaň ýa-da Compact Flosser-i dargadylan ýagdaýda saklaň (gaby doly çekip aýryp bolýar).

Bellik: Compact Flosser-i gereginden artyk dargadylan ýagdaýda galdyрмаň.


Zarýad beriş we batareýa ýagdaýy

Sonicare Compact Flosser enjamyňyz doly zarýad berlen batareý bilen her seans 1 minut bolan ýagdaýynda


azyndan 24 gezek diş arassalaýyş seansyny üpjün etmäge niýetlenilýär. Enjam 2 minut ulanylansoň öçer.

Bellik: Birinji gezek ulanmazdan öň batareýe doly zarýad bermek 4 sagada çenli wagt alyp biler, ýöne Compact Flosser doly zarýad almanka ony ulanyp bilersiňiz.

Zarýad alýar




- 1 Zarýad berilýän deşigini ýüze çykarmak üçin Compact Flosser-iň gapdalyndaky zarýad berilýän deşigiň örtügini emaç bilen çekiň.




- 2 USB-A kiçi dürtgüje zarýad beriş kabelini 5V USB diwar adapterine dakyň.

Bellik: Diwar adapteri ähli modellerde bolmaýar. Diňe 5V adapter (Görnüş A) ulanyň.



- 3 USB-A kiçi dürtgüje zarýad beriş kabelini zarýad berilýän deşige dakyň.

Bellik: USB-A kiçi dürtgüje zarýad beriş kabelini dakmazdan öň tutawajyň doly gurandygyna göz ýetiriň.



- 4 Batareýa görkezijisi zarýad berilýärkä ýanyp söňýär.
- 5 Zarýad berilmeýän wagty Compact Flosser-däki zarýad berilýän deşigiň örtügini ýapýň.

Batareýa ýagdaýy

Batareýa ýagdaýy

Batareý görkezijisi arassalama seansy gutaranda ýa-da Compact Flosser-i sägindireniňizde batareýiň ýagdaýyny görkezýär.

Compact Flosser zarýad alyp durka

Batareýa ýagdaýy	Batareýa görkezijisi
Doly	Ýanyp duran ýaşyl
Zarýad alýar	Ýanyp söňän ýaşyl

Bellik: Zarýad doly alynýança, batareýa görkezijisi ýanyp söner. Toga dakylgy wagty doly zarýad alanda, çyra 30 sekuntlap ýaşyl reňkde ýanyp durar, soňra ol öçer.

Compact Flosser zarýad alman durka

Batareýa ýagdaýy	Batareýa görkezijisi
Doly	Ýanyp duran ýaşyl
Orta	Ýanyp söňän ýaşyl
Pes	Ýanyp söňän sary
Boş	5 sekunt köz reňkde ýanyp-öçýär we Compact Flosser awtomatik öçýär

Bellik: Batareý pes görkezijisi peýda bolanda, Compact Flosser her biri 1 minutlyk azyndan 3 sany arassalama seansyny üpjün etmäge niýetlenilýär.


Arassalamak

Compact Flosser-i hepdede bir gezek arassalamaly. Enjamy we esbaplary şu aşakdaky ýaly arassalaň. Esbaplar her modelde başgaça bolup biler.


Bellik: Düzümindäki spirt köp bolan arassaçylyk erginleri bilen enjamy işletmäh ýa-da arassalamaň.

Duýdurýş: USB-A kiçi dürtgüje zarýad beriş kabeli dakylgy wagty Compact Flosser-i arassalamaň.


Arassalamazdan öň, enjamy tokdan sogruň we zarýad beriş portunyň gapagyny ýapyň.




- 1 Nasadkany çekmek we şol bir wagtyň özünde nasdkany goýberiş düwmesiniň bspý saklamak arkaly nasadkany aýryň.




- 2 Onuň ujuny krandan akýan suwda ýuwuň.



- 3 Compact Flosser-iň depesindeki doldurma deşigini emay bilen açyň.




- 4 Galan suwy nowajyga döküň.




- 5 Gaby emay bilen çekmek arkaly ony Compact Flosser-den aýryň. Gaby ýyly suw we mylaýym sabyn bilen elde ýuwup bolýar. Zerur bolan halatynda, tutawajy ýumşak mata bilen ýeňil sabynlap süpürmek arkaly arassalap bilersiňiz.

Saklamak


Compact Flosser-iňiz tutawaçda bir nasadkany saklap biler ýaly işlenip düzülen. Bu funksiýany ulanmak üçin:




- 1 Nasadkany çekmek we şol bir wagtyň özünde nasdkany goýberiş düwmesini bspý saklamak arkaly nasadkany aýryň.



- 2 Compact Flosser-iň depesindeki doldurma deşigini emay bilen açyň.




- 3 Nasadkany doldurma deşigine dakýň.



- 4 Gaby ýokary itmek arkaly Compact Flosser-i ýatyryň.

Bellik: Doldurma deşiginiň gapagy açyk bolsa, gaby ýatyrmaq has aňsat bolýar.



- 5 Doldurma deşigini emay bilen ýapyň.

Çalşyrmak

Nasadkalary her 6 aýdan ýa-da zeper ýetende dessine çalşyryň. Esbaplary ýa-da ätiýaçlyk şaýlary satyn almak üçin, **philips.com** saýtyna giriň ýa-da ýerli Philips Sonicare dileriňize baryň.

Bellik: Compact Flosser diňe Philips Sonicare Compact Flosser nasadkalary bilen sazlaşykly işleýär. Ol Power Flosser üçin niýetlenilenler ýaly beýleki Philips Sonicare nasadkalary bilen sazlaşykly däl.

Näsazlyklary çözmek

Sorag	Jogap
Gaba agyz çaykalýan suwuklygy ýa-da efir ýaglaryny guýmak bolýarmy?	Gapda efir ýaglaryny ulanmak maslahat berilmeýär. Agyz çaykalýan suwuklygy suw bilen garyp, gaba guýmak bolýar. Agyz çaykalýan suwuklyk ulanylansoň, gaba birneme ýyly suw guýup, önümiň ujuny rakowina tutup, gap boşayança işletmek arkaly, enjamy dykylmagynyň önüni almak üçin ýuwup durlaň.
Başga nasadkalar Philips Sonicare Compact Flosser-ime bolýarmy?	Bu enjam üçin diňe Philips N1 we N2 nasadkalary ulanyň. Beýleki Philips ýa-da Philips däl nasadkalar bu önüm üçin sazlaşykly däl.
Nasadkany näçe ýygylkda çalşyrmak gerek?	Nasadkany 6 aý ulanylansoň çalşyrmagyňyzy maslahat berýäris. Ätiýaçlyk şaýlary satyn almak barada goşmaça maglumaty philips.com salgysynda tapyp bilersiňiz
Gaby uzatmakda kynçylyk çekýäris	Gaby uzatmaga synanyşmazdan ön doldurma deşigini açyň we nasadkany aýryň. Beýtmek gaby aňsatlyk bilen uzatmaga ýol berýän bolmaly.

Kepillik we goldaw

Philips öz önümleri üçin olaryň satyn alnan senesinden soň iki ýyllyk kepillik berýär. Nädogry materiallar we zähmet sebäpli ýüze çykan kemçilikler, degişli döwürň dowamynda satyn almagyň ynanýryjy subutnamasy berlen halatynda Philips-iň hasabyna bejeriler ýa-da çalşylyp berler. Philips iň gowy netijeler üçin hakyky

Sonicare nasadkalaryň ulanylmagyny maslahat berýär. Islendik başga nasadkanyň ulanylmagy Compact Flosser-iňize zeper ýetirip we kepillik boýunça goragyňyzy çäklendirip biler. 1-800-682-7664 ýa-da

www.philips.com/sonicare-warranty (Demirgazyk Amerika) belgidäki Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezimize ýüz tutuň, Demirgazyk Amerikanyň daşynda ýerli Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň. Önüm barada maglumat we onlaýn ulanyjy gözükdirijileri üçin şuňa giriň:

https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare (Demirgazyk Amerika) ýa-da

www.philips.com/support (Demirgazyk Amerikanyň daşynda).

KEPILLIK ÇÄKLENDIRMELERI

Kepillige degişli däl zatlar:

- Nasadkalar
- Ygtyýar berilmedik ätiýaçlyk saýlaryň ýa-da ygtyýar berilmedik nasadkalaryň ulanylmagy sebäpli ýüze çykan zeper
- Nädogry ulanmaklyk, maksadyna laýyk ulanylmazlyk, geleňsizlik, modifikasiýalar ýa-da ygtyýar berilmedik abatlama sebäpli ýüze çykan zeper
- Adaty könelme, şol sanda jaýryklar, çyzyklar, iýilmeler, reňkiň üýtgemegi ýa-da solmagy

ÝAŇZYDYLYAN KEPILLIKLER

SATYP BOLJAKDYGÝ WE BELLİ BİR MAKSADA LAÝYKDYGÝ BARADA ÝAŇZYDYLYAN KEPILLIKLERİ HEM GOŞMAK BİLEN ISLENDİK ÝAŇZYDYLYAN KEPILLİK YOKARDA KESGITLENEN AÇ-AÇAN KEPİLLİĞİN MÖHLETİ BİLEN ÇÄKLENDİRİLER. KÄBİR DÖWLETLERDE ÝAŇZYDYLYAN KEPİLLİKLERİN MÖHLETİ BOÝUNÇA ÇÄKLENDIRMELER DEĞİŞLİ BOLMAÝAR.

ÖWEZ TÖLEGLERİNİN ÇÄKLENDİRİLMEGİ

HIÇ HİLİ ÝAGDAÝDA PHILIPS ÝA-DA ONUŇ AFFILIRLENEN ÝA-DA GOLÇUR KOMPANIÝALARYNYŇ HIÇ BİRİ KEPİLLİĞİN BOZULMAGYNYŇ, ŞERTNAMANYŇ BOZULMAGYNYŇ, SOWUK-SALALYGYŇ, DÜZGÜN BOZULMANYŇ ÝA-DA BAŞGA ISLENDİK KANUNY

NAZARYÝETIŇ ESASYNDA HAÝSYDYR BIR ÝÖRITE, TÖTÄNLEÝIN ÝA-DA NETIJELEÝIN ZYÝANLAR ÜÇIN JOGAPKÄR BOLMAZ. ŞEÝLE ZYÝANLAR SÜŲŞÜRINTGILERIŇ ÝA-DA DÜŞEWÜNDIŇ ÝITMEGINI; PEÝDANYŇ ÝITMEGINI; ULANYŞYŇ ÝITMEGINI; DIŞ LUKMANLARYNY WE DIŞ ARASSAÇYLYGY HÜNÄRMENLERINI HEM GOŞMAK BILEN, ÝÖNE BULAR BILEN ÇÄKLENMEZDEN ÜÇÜNJI TARAPLARYŇ TALAPLARYNY; WE ISLENDIK ÝERINE GEÇÝÄN ENJAMLARYŇ ÝA-DA HYZMATLARYŇ ÇYKDAJYSYNY ÖZ IÇINE ALÝAR, ÝÖNE BULAR BILEN ÇÄKLENMEÝÄR. KÄBIR DÖWLETLER TÖTÄNLEÝIN ÝA-DA NETIJELEÝIN ZYÝANLARYŇ RET EDILMEGINE ÝA-DA ÇÄKLENDIRILMEGINE RUGSAT BERMEÝÄR.

Gaýtadan işlemek



- Bu nyşan elektrikli önümleri we batareýleri adaty hojalyk zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar.
- Elektrikli önümleri we batareýleri aýratynlykda ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaý ediň.
- Philips önümleriniň düzümindäki REACH maddalary barada maglumaty www.philips.com/REACH salgysynda tapmak bolar


Zarýad berilýän batareýany aýyrmak

Önüm zibile zyňlanynda, içinde ornaşdyrylan zarýad berilýän batareýi hünärmen tarapyndan aýrylmaly. Ornaşdyrylan zarýad berilýän batareýi aýyrmak boýunça gözükdirijileri www.philips.com/support salgysynda tapyp bolýar.

- Bu hojalyk enjamynda zarýad berip bolýan litiý-ion batareýjik bar. TÄZEDEN DIKELDIŞE BERILMELI ÝA-DA TALABALAYYK ZYŇYLMALY.

Zarýad berip bolýan batareýi aýyrmak üçin size otwýorka we sim kesiji gerek bolar. Aşakda görkezilýän prosedurany ýerine ýetirýärkäňiz, esasy howpsuzlyk çärelerini berjaý ediň.


- 1 Zaryad berip bolýan batareýde galan islendik zaryady boşatmak üçin Compact Flosser durýança onuň işlemegine maý beriň.




- 2 Gaby çekmek arkaly aýryň.




- 3 Iki wintiň papajygyny aýryň.




- 4 Wintleri aýryň.



- 5 İçerki düzüm böleklerini korpusdan çekip çykaryň.



- 6 Batareýiň örtüginı aýryň.



- 7 Batareýi öz bölüminden çekip çykaryň. Batareýi aýyrmak üçin simleri kesiş.

Seresap boluň: Barmaklaryňyza şikes ýetmez ýaly, batareýa berkidijileriniň ýiti gyralaryndan häzir boluň.

- 8 Batareýada galan zarýad bilen gysga utgaşma bolmaz ýaly, batareýanyň kontaktlaryny lenta bilen ýapyň.
- 9 Zarýad berilýän batareýa indi utilizasiýa berilmäge, önümiň galan bölekleri bolsa, talabalaýyk zyňylmaklyga taýýardyr.



Bellik: Hyzmat ömri guataransoň, enjamy adaty hojalyk zibiline taşlamaň-da, resmi utilizasiýa ýygnaýyş nokadyna tabşyryň. Şeýle etmek bilen, daşky gurşawy gorap saklamaga kömek edýärsiňiz.

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διατηρείτε το καλώδιο φόρτισης μακριά από νερό.
- Μετά τον καθαρισμό, να βεβαιώνετε ότι το καλώδιο φόρτισης είναι εντελώς στεγνό προτού το συνδέσετε στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν εποπτεύονται.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Μην καθαρίζετε κανένα μέρος του προϊόντος στο πλυντήριο πιάτων, εκτός εάν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες στην ενότητα Καθαρισμός.
- Μην φορτίζετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αν η συσκευή υποστεί βλάβη, διακόψτε τη χρήση της και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας. Εάν το καλώδιο USB ή το τροφοδοτικό USB έχουν υποστεί φθορά, σταματήστε να τα χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αναλώσιμα της Philips. Εάν παρέχεται, να χρησιμοποιείτε μόνο το αρχικό καλώδιο USB και το τροφοδοτικό USB.
- Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, μη γεμίζετε το δοχείο με ζεστό νερό. Μη βάζετε ξένα αντικείμενα στο δοχείο.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό δοντιών, ούλων.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε τα μάτια, τα αυτιά ή τη μύτη.
- Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 4500 μέτρα.
- Μπορεί να συσσωρευτεί νερό στον πάγκο ή στο δάπεδο και να παρουσιάσει κίνδυνο ολίσθησης εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πάνω από το νεροχύτη.
- Καθαρίζετε το προϊόν (ειδικά μέσα στο δοχείο) σε τακτική βάση.

- Φορτίστε μόνο με μετασχηματιστές Philips WAA1001, WAA2001, UL ή ισοδύναμους μετασχηματιστές με έγκριση ασφαλείας με ονομαστικές τιμές εισόδου (100 - 240V~, 50/60Hz, 3,5W) και ονομαστικές τιμές εξόδου (5Vdc; 2,5W). Για τη λίστα μετασχηματιστών, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αν φέρετε βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν από τη χρήση.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο/γιατρό σας εάν εμφανιστεί υπερβολική ή παρατεταμένη αιμορραγία μετά τη χρήση, ή εάν αισθανθείτε δυσφορία ή πόνο κατά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται για κοινή χρήση από πολλούς χρήστες.
- Εάν χειρουργηθήκατε στο στόμα ή στα ούλα μέσα στους 2 προηγούμενους μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες που δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους οι οποίες πρέπει να αφαιρούνται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό τραυματισμό. Τα παρεχόμενα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και αναλώσιμα της Philips.
- Κρατήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην τα εκθέτετε στο άμεσο φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών ή τη διαρροή τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, μην ανοίγετε, τροποποιείτε, τρυπάτε, καταστρέφετε ή αποσυνθέτετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίζετε ή φορτίζετε αντίστροφα τις μπαταρίες.
- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες που δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα για την Ανακύκλωση.
- Φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 3 °C και 40 °C (37 °F και 104 °F).
- Εάν οι μπαταρίες έχουν υποστεί βλάβη ή παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνά.
- Για να αποφύγετε το τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, τσιμιπιδάκια, δακτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Τυλίξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε.
- Κατανάλωση ρεύματος σε:
 - Λειτουργία εκτός λειτουργίας (χωρίς προσαρτήματα) < 0,1 W
 - Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας < 0,3 W
 - Φόρτιση: Φόρτιση USB (5VDC, 1A)

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς


Θερμοκρασία (Μεταφορά και αποθήκευση) μεταξύ -20 °C έως 60 °C (-4 °F και 140 °F)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο προϊόν ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα σύμβολα:



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τροφοδοσία που υποδεικνύεται. Αποσπώμενο εξάρτημα τροφοδοτικού: Το "xxxxxx" υποδεικνύει τον αριθμό μοντέλου των εγκεκριμένων φορτιστών προς χρήση.

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στη Philips! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συσκευής Sonicare Compact Flosser. Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση philips.com/welcome.

Προβλεπόμενη χρήση

Η Philips Sonicare Compact Flosser είναι μια συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού που προορίζεται για την αφαίρεση της πλάκας και των υπολειμμάτων τροφών που βρίσκονται μεταξύ των δοντιών για τη μείωση της τερηδόνας και τη βελτίωση της υγείας των ούλων. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή προσωπική χρήση και κανονικά χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.


Η συσκευή σας Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Κουμπί απασφάλισης στομίου
- 2 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 3 Κουμπί λειτουργιών
- 4 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- 5 Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
- 6 Δοχείο
- 7 Θύρα πλήρωσης/Αποθήκευση ρύγχους
- 8 Θύρα φόρτισης


Εξαρτήματα

- 9 Στόμιο Comfort
- 10 Στόμιο Standard
- 11 USB-A σε μικρό βύσμα (δεν περιλαμβάνεται μετασχηματιστής τοίχου)


Σημείωση: Τα περιεχόμενα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

Έναρξη**Ρυθμίστε το Compact Flosser**

- 1 Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα της θύρας πλήρωσης.




- 2 Αφαιρέστε το στόμιο από τον χώρο αποθήκευσης.




- 3 Τοποθετήστε το στόμιο στη συσκευή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι πλήρως τοποθετημένο και ευθυγραμμισμένο με το επάνω μέρος της συσκευής.



- 4 Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας πλήρωσης είναι ανοιχτό και τραβήξτε προς τα κάτω το δοχείο.

Σημείωση: Όταν το κάλυμμα της θύρας πλήρωσης είναι ανοιχτό, είναι ευκολότερο να τραβήξετε προς τα κάτω το δοχείο.





- 5 Τραβήξτε προς τα κάτω το δοχείο έως ότου το πώμα της συσκευής βρίσκεται πάνω από το πώμα μέσα στο δοχείο.

Πλήρωση του δοχείου

Προειδοποίηση: Αφαιρέστε τον φορτιστή από το Compact Flosser, πριν γεμίσετε το δοχείο και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- 1 Ανοίξτε τη θύρα πλήρωσης και γεμίστε το δοχείο με χλιαρό νερό.


Η




Το νερό μπορεί επίσης να γεμίσει απευθείας το δοχείο. Τραβήξτε απαλά το δοχείο από το Compact Flosser και γεμίστε με νερό μέχρι τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης. Επανατοποθετήστε το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι το πώμα της συσκευής και του δοχείου είναι σωστά στη θέση τους.

- 2 Κλείστε απαλά τη θύρα πλήρωσης.

Σημείωση: Όταν γεμίζετε το δοχείο, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (200ml).



Λειτουργίες



Η συσκευή Compact Flosser σας έχει τρεις διαφορετικές λειτουργίες. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, πιέστε το κουμπί λειτουργίας.

Οι λειτουργίες έχουν διαφορετικές εντάσεις.

Καταχωρήθηκε από χαμηλή προς υψηλή:

Sensitive (Ευαίσθητη)

Αυτή η λειτουργία, με βηματοδότη, παρέχει απαλή πίεση νερού. Αυτός ο βηματοδότης υποδεικνύει πότε πρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα των δοντιών σας με μια μικρή παύση στη ροή νερού κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Παλμός

Αυτή η λειτουργία, εναλλάσσει ισχυρούς και απαλούς παλμούς και έχει σχεδιαστεί για να κάνει μασάζ και να διεγείρει τα ούλα. Αυτός ο βηματοδότης υποδεικνύει πότε πρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα των δοντιών σας με μια μικρή παύση στη ροή νερού κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Clean (Καθαρισμός)

Η λειτουργία με βηματοδότη, προσφέρει συνεχή πίεση νερού για καλό καθαρισμό. Αυτός ο βηματοδότης υποδεικνύει πότε πρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα των δοντιών σας με μια μικρή παύση στη ροή νερού κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Για πρώτη χρήση, εκκινήστε τη συσκευή σε λειτουργία Sensitive για τη χαμηλότερη ένταση. Συνιστάται να αυξάνετε την ένταση μόνο εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μερικές εβδομάδες. Έτσι, θα μπορείτε να επωφεληθείτε περισσότερο από τον καθαρισμό αφού θα έχετε μεγαλύτερη ανοχή στις υψηλότερες εντάσεις.

Σημείωση: Το Compact Flosser διατίθεται με ενεργοποιημένο βηματοδότη. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον βηματοδότη με απενεργοποιημένο το Compact Flosser, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Όταν απενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήσει σε πορτοκαλί χρώμα μία φορά. Όταν ενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήσει σε πράσινο χρώμα δύο φορές.


Χρήση της συσκευής σας Compact Flosser



- 1 Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε το άκρο του στομίου στον νεροχύτη. Αφήστε το νερό να χυθεί στον νεροχύτη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις το νερό χυθεί από τη συσκευή.




- 2 Τοποθετήστε την άκρη του στομίου στο στόμα σας. Σκύψτε πάνω από τον νεροχύτη και κλείστε ελαφρώς τα χείλη σας γύρω από την άκρη του στομίου ώστε να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Αφήστε αρκετό κενό για να μπορεί να ρέει το νερό από το στόμα σας στον νεροχύτη.



- 3 Τοποθετήστε την άκρη του στομίου μόλις επάνω από τη γραμμή των ούλων υπό γωνία 90°.




- 4 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λαβή για να ενεργοποιήσετε το Compact Flosser και να ξεκινήσετε τη χρήση οδοντικού νήματος.




- a Ξεκινήστε από τα πίσω δόντια σας στην επάνω ή κάτω γνάθο, σύρετε την άκρη του στομίου κατά μήκος της γραμμής των ούλων και κάνετε σύντομες παύσεις από το ένα δόντι στο άλλο.

Σημείωση: Περιστρέψτε το στόμιο όπως επιθυμείτε για ευκολότερη τοποθέτηση κατά μήκος της γραμμής των ούλων.



- b Ακολουθήστε τον βηματοδότη για να συνεχίσετε να καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά (15 δευτερόλεπτα) και την εσωτερική πλευρά (15 δευτερόλεπτα) των δοντιών σας για συνολικά 30 δευτερόλεπτα σε ένα οδοντικό τόξο του στόματός σας.

Σημείωση: Μην παραλείψετε να καθαρίσετε την εσωτερική πλευρά των δοντιών σας.




- c Ακολουθήστε τον βηματοδότη και επαναλάβετε στο άλλο οδοντικό τόξο του στόματός σας για ακόμα 15 δευτερόλεπτα στην εσωτερική πλευρά και 15 δευτερόλεπτα στην εξωτερική πλευρά, μέχρι να καθαριστούν όλοι οι χώροι γύρω από τα δόντια και ανάμεσα στα δόντια σας για τουλάχιστον ένα λεπτό συνολικά.


Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τη ροή του νερού κατά τη χρήση πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Compact Flosser.

Σημείωση: Αν επιλέξετε να ξαναγεμίσετε το δοχείο κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή κατά την επαναπλήρωση του δοχείου και, στη συνέχεια, συνεχίστε από εκεί που σταματήσατε, μέχρι να καθαριστούν όλοι οι χώροι γύρω από τα δόντια και ανάμεσα στα δόντια για τουλάχιστον ένα λεπτό.


Μετά από κάθε χρήση




- 1 Αφαιρέστε το στόμιο τραβώντας το και κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του στομίου.




- 2** Ξεπλύνετε την άκρη με ζεστό νερό.



- 3** Ανοίξτε απαλά τη θύρα πλήρωσης πάνω από το Compact Flosser.



- 4** Ρίξτε τυχόν περίσσεια νερού. Στεγνώστε το στόμιο, την εξωτερική πλευρά της λαβής και το δοχείο.



- 5** Επανατοποθετήστε το στόμιο στη λαβή.

Σημείωση: Για να διευκολύνετε το στέγνωμα, κρατήστε τη θύρα πλήρωσης ανοιχτή ή αφήστε το Compact Flosser αποσυναρμολογημένο μεταξύ των χρήσεων (το δοχείο μπορεί να τραβηχτεί εντελώς).


Σημείωση: Μην αφήνετε το Compact Flosser μη συναρμολογημένο περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Φόρτιση και κατάσταση μπαταρίας


Το Sonicare Compact Flosser σας είναι σχεδιασμένο, για να παρέχει τουλάχιστον 24 συνεδρίες μεσοδόντιου καθαρισμού, με κάθε συνεδρία να διαρκεί 1 λεπτό με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά χρήσης.

Σημείωση: Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση μπορεί να χρειαστούν έως και 4 ώρες, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Compact Flosser προτού ολοκληρωθεί η φόρτισή του.

Φόρτιση




- 1 Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα της θύρας φόρτισης στο πλάι του Compact Flosser για να αποκαλύψετε τη θύρα φόρτισης.



- 2 Συνδέστε το USB-A σε ένα καλώδιο φόρτισης με μικρό βύσμα μέσα σε έναν μετασχηματιστή τοίχου USB 5V.

Σημείωση: Ο μετασχηματιστής δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα. Χρησιμοποιείτε μόνο έναν μετασχηματιστή 5V (Τύπος A).



- 3 Συνδέστε το USB-A σε καλώδιο φόρτισης με μικρό βύσμα στη θύρα φόρτισης.

Σημείωση: Πριν συνδέσετε το καλώδιο USB-A σε καλώδιο φόρτισης με μικρό βύσμα, βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι εντελώς στεγνή.



- 4 Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση.
- 5 Κλείστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης στο Compact Flosser, όταν δεν τη φορτίζετε.

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση μπαταρίας

Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας, όταν ολοκληρώνετε τη συνεδρία μεσοδόντιου καθαρισμού ή όταν θέτετε σε παύση το Compact Flosser.

Όταν το Compact Flosser φορτίζει

Κατάσταση μπαταρίας	Ένδειξη μπαταρίας
Πλήρης	Σταθερό πράσινο
Φόρτιση	Πράσινο που αναβοσβήνει

Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να φορτιστεί πλήρως. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως ενώ είναι συνδεδεμένη, η λυχνία θα ανάψει σε σταθερό πράσινο για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.

Όταν το Compact Flosser δεν φορτίζει

Κατάσταση μπαταρίας	Ένδειξη μπαταρίας
Πλήρης	Σταθερό πράσινο
Μεσαία	Πράσινο που αναβοσβήνει
Χαμηλή	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει
Άδεια	Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί για 5 δευτερόλεπτα και το Compact Flosser απενεργοποιείται αυτόματα


Σημείωση: Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, το Compact Flosser είναι σχεδιασμένο, για να παρέχει τουλάχιστον 3 συνεδρίες μεσοδόντιου καθαρισμού, με κάθε συνεδρία να διαρκεί 1 λεπτό.

Καθάρισμα


Το Compact Flosser θα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα. Καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα ως εξής. Τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε ή καθαρίζετε τη συσκευή με διαλύματα καθαρισμού υψηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα.


Προειδοποίηση: Μην καθαρίζετε το Compact Flosser ενώ είναι συνδεδεμένο το USB-A σε καλώδιο φόρτισης με μικρό βύσμα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης πριν τον καθαρισμό.




- 1 Αφαιρέστε το στόμιο τραβώντας το και κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του στομίου.




- 2 Ξεπλύνετε την άκρη με ζεστό νερό.



- 3 Ανοίξτε απαλά τη θύρα πλήρωσης πάνω από το Compact Flosser.




- 4 Αδειάστε το υπολειπόμενο νερό στον νεροχύτη.




- 5 Αφαιρέστε απαλά το δοχείο από το Compact Flosser τραβώντας το. Το δοχείο μπορεί να πλυθεί στο χέρι με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Όταν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθαρίσετε τη λαβή σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό πανί και ήπιο σαπούνι.

Αποθήκευση


Το Compact Flosser έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα στόμιο στη λαβή. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:




- 1 Αφαιρέστε το στόμιο τραβώντας το και κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του στομίου.



- 2 Ανοίξτε απαλά τη θύρα πλήρωσης πάνω από το Compact Flosser.




- 3 Τοποθετήστε το στόμιο στη θύρα πλήρωσης.



- 4 Συμπύξτε το Compact Flosser πιέζοντας το δοχείο προς τα πάνω.

Σημείωση: Όταν το κάλυμμα της θύρας πλήρωσης είναι ανοιχτό, είναι ευκολότερο να συμπύξτε το δοχείο.



5 Κλείστε απαλά τη θύρα πλήρωσης.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστάτε τα στόμια κάθε 6 μήνες ή αμέσως αν έχουν υποστεί ζημιά. Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση **philips.com** ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips Sonicare.

Σημείωση: Το Compact Flosser είναι συμβατό μόνο με τα στόμια Philips Sonicare Compact Flosser. Δεν είναι συμβατό με άλλα στόμια Philips Sonicare, όπως αυτά του Power Flosser.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερώτηση	Απάντηση
Μπορώ να χρησιμοποιώ στοματικό διάλυμα ή αιθέρια έλαια στο δοχείο μου;	Δεν συνιστάται η τοποθέτηση αιθέριων ελαίων στο δοχείο. Το στοματικό διάλυμα μπορεί να αναμιχθεί με νερό και να τοποθετηθεί στο δοχείο. Μετά από τη χρήση στοματικού διαλύματος, ξεβγάλετε τη συσκευή για να αποτρέψετε τη φραγή, γεμίζοντας εν μέρει το δοχείο με ζεστό νερό και αφήνοντας το προϊόν να λειτουργήσει με την άκρη στραμμένη στο νιπτήρα μέχρι να αδειάσει το δοχείο.
Ταιριάζουν άλλα στόμια στη συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού Philips Sonicare;	Χρησιμοποιείτε στόμια Philips N1 και N2 μόνο για αυτήν τη συσκευή. Άλλα στόμια Philips ή μη Philips δεν είναι συμβατά με αυτό το προϊόν.

Ερώτηση	Απάντηση
Πόσο συχνά πρέπει αντικαθιστώ το στόμιό μου;	Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε το στόμιο μετά από 6 μήνες χρήσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών στην τοποθεσία philips.com
Δυσκολεύομαι να επεκτείνω το δοχείο	Ανοίξτε τη θύρα πλήρωσης και αφαιρέστε το στόμιο πριν επιχειρήσετε να επεκτείνετε τη δοχείο. Αυτό θα επιτρέψει στο δοχείο να επεκταθεί εύκολα.

Εγγύηση και υποστήριξη

Η Philips παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα της για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Αν παρουσιαστούν προβλήματα εξαιτίας ελαττωματικών υλικών και κατασκευής, τα προϊόντα θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν με οικονομική επιβάρυνση της Philips, με την προϋπόθεση ότι παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία αγοράς για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Η Philips συνιστά τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών στομίων Sonicare για βέλτιστη απόδοση. Η χρήση άλλων στομίων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο Compact Flosser σας και να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κάλυψης που παρέχει η εγγύηση. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στο 1-800-682-7664 ή στο **www.philips.com/sonicare-warranty** (Βόρεια Αμερικής), εκτός Βόρειας Αμερικής, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips. Για πληροφορίες για το προϊόν και για online οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία: **https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare** (Βόρεια Αμερική) ή **www.philips.com/support** (εκτός Βόρειας Αμερικής).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

- Στόμια

- Βλάβες που προκαλούνται από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων ή μη εξουσιοδοτημένων στομίων.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, τροποποιήσεις ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
- Φυσική φθορά και ρωγμές, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, αποχρωματισμού ή ξεθωριάσματος

ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η PHILIPS Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ,
ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΩΝ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.
- Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ουσίες REACH που περιέχονται στα προϊόντα της Philips, στο www.philips.com/REACH

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας


Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από ειδικευμένο επαγγελματία όταν απορρίπτεται το προϊόν. Οδηγίες για την αφαίρεση των ενσωματωμένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ.

Για να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, χρειάζεστε ένα κατσαβίδι και έναν κόφτη καλωδίων. Εφαρμόστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας όταν θα ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Για να εξαντλήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από οποιαδήποτε φόρτιση, αφήστε το Compact Flosser να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει.


- 2 Αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το.




- 3 Αφαιρέστε τα δύο βιδωτά καπάκια.




- 4 Αφαιρέστε τις βίδες.




- 5 Τραβήξτε τα εσωτερικά εξαρτήματα από το σώμα.



- 6 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.



- 7 Τραβήξτε την μπαταρία από τη μονάδα της. Κόψτε τα καλώδια για να αφαιρέσετε την μπαταρία.



Προσοχή: Προσέχετε τις αιχμηρές άκρες των γλωττίδων μπαταρίας, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό στα δάκτυλά σας.

- 8 Καλύψτε τις επαφές της μπαταρίας με ταινία για να αποφύγετε την περίπτωση βραχυκυκλώματος από τυχόν απομένον φορτίο στην μπαταρία.



- 9** Μπορείτε πλέον να ανακυκλώσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να απορρίψετε κατάλληλα το υπόλοιπο προϊόν.

Σημείωση: Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτήν σας την ενέργεια βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Използвайте продукта само по предназначение. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Дръжте кабела за зареждане далеч от вода.
- След почистване проверявайте дали кабелът за зареждане е напълно сухо, преди да го включите в контакта.
- Този уред може да се използва от деца и хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.
- Децата трябва да са под надзор, за да се гарантира, че не си играят с продукта.
- Не почиствайте никоя част от продукта в съдомиялна машина, освен ако не е указано друго в раздела „Почистване“.
- Не зареждайте продукта на открито или близо до горещи повърхности.
- Този уред не съдържа части, които потребителят може да обслужва. Ако уредът е повреден, прекратете използването му и се свържете с центъра за обслужване на потребители във Вашата държава. Ако USB кабелът или USB захранващият блок е повреден, спрете да го използвате.
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. Ако са предоставени, използвайте само оригиналните USB кабел и USB захранващо устройство.
- За да избегнете нараняване, не пълнете водния резервоар с гореща вода. Не поставяйте чужди тела в резервоара.
- Този уред е предназначен само за почистване на зъбите, венците.
- Не го използвайте за почистване на очи, уши или нос.
- Максималната надморска височина за употреба е 4500 метра.
- Водата може да се натрупа върху плота или пода и да представлява опасност от подхлъзване, ако устройството не се използва над мивката.
- Почиствайте редовно продукта (особено вътре в резервоара).

- Зареждайте само с Philips WAA1001, WAA2001, UL или еквивалентни адаптери, одобрени за безопасност с входни стойности: 100 – 240V~; 50/60 Hz; 3,5 W и изходни стойности: 5Vdc; 2.5W. За списъка с адаптери вижте www.philips.com/support.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Ако имате пейсмейкър или друго имплантирано устройство, се свържете със своя лекар или с производителя на имплантираното устройство, преди да използвате този продукт.
- Спрете да използвате уреда и се консултирайте със своя зъболекар/лекар, ако след употреба се появи прекомерно или продължително кървене, ако кървенето продължава да се появява след еднosedмична употреба или ако изпитвате дискомфорт или болка.
- Този уред представлява уред за лична грижа и не е предназначен за споделяне от много потребители.
- Ако сте претърпели операция на устната кухина или венците през последните 2 месеца, посъветвайте се с вашия специалист по дентална медицина, преди да използвате този продукт.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА

- Този уред съдържа несменяеми батерии, които могат да се премахват само от квалифицирани лица.
- Използвайте продукта само по предназначение. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да са различни за различните продукти.
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips.
- Пазете продукта и батериите далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури.
- Ако продуктът стане необичайно горещ или изпуска миризма, смени цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips.
- Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.

- Не отваряйте, модифицирайте, пробивайте, повреждайте или разглобявайте продукта или батерията, за да предотвратите прегряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Не свързвайте на късо, прекомерно зареждайте или зареждайте батериите с неправилно ориентирани полюси.
- Уредът съдържа батерии, които не могат да се подменят. Когато срокът на годност на батерията изтече, уредът трябва да се изхвърли по подходящ начин, вж. раздела за рециклиране.
- Зареждайте и използвайте продукта при температура между 3°C и 40°C.
- Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.
- За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не допускате клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (като например монети, фиби, пръстени). Не увийте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.
- Консумирана мощност в:
 - Изключен режим (без прикрепени кабели) < 0,1 W
 - Нискоенергиен режим < 0,3 W
 - Зареждане: Зареждане с USB (5 VDC, 1 A)

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни полета.

Условия за съхранение и транспорт


Температура (при транспорт и при съхранение)
между от -20°C до +60°C

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

На продукта може да се появят следните символи:



Този символ означава "Прочетете инструкциите за употреба, преди да използвате уреда".



Този символ означава, че трябва да използвате посоченото захранване.

Разглобяема част на захранващото устройство: „xxxxxx“ показва номера на модела на одобрените зарядни устройства, които да се използват.

Въведение

Привет от Philips! Честит нов Sonicare Compact Flosser. За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на philips.com/welcome.

Предназначение

Philips Sonicare Compact Flosser е устен иригатор, предназначен да премахва плаката и остатъците от храна между зъбите и по повърхността им, за да се намали развалянето на зъбите и да се подобри и поддържа здравето на венците. Този продукт е предназначен за домашна употреба от крайни потребители, обикновено поне веднъж дневно.

Вашият Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Бутон за освобождаване на накрайника
- 2 Бутон за вкл./изкл. на захранването
- 3 Бутон за режим
- 4 Светлинен индикатор за режими
- 5 Индикатор на батерията
- 6 Резервоар
- 7 Порт за пълнене/съхранение на дюзи
- 8 Порт за зареждане

Акcesoари

- 9 Накрайник Comfort


10 Накрайник Standard

11 USB-A към малък щепсел (стенен адаптер не е включен)


Забележка: Включените аксесоари могат да се различават в зависимост от закупения модел.

Първи стъпки


Настройте вашия Compact Flosser



- 1 Внимателно дръпнете капака на отвора за пълнене.




- 2 Извадете накрайника от отделението за съхранение.




- 3 Поставете накрайника в устройството.

Забележка: Уверете се, че накрайникът е изцяло поставен и изравнен с горната част на устройството.



- 4 Уверете се, че капакът на отвора за пълнене е отворен и дръпнете надолу резервоара.


Забележка: Когато капакът на порта за пълнене е отворен, е по-лесно да издърпате резервоара.




- 5 Издърпайте надолу резервоара, докато запушалката на устройството е над запушалката вътре в резервоара.

Пълнене на резервоара

Предупреждение: Извадете зарядното устройство от Compact Flosser, преди да напълните резервоара и да използвате устройството.




- 1 Отворете порта за пълнене и напълнете резервоара с хладка вода.
Или




Водата може да се напълни и директно в резервоара. Внимателно издърпайте резервоара от Compact Flosser и напълнете с вода до линията за максимално пълнене. Поставете отново резервоара и се уверете, че запушалката на устройството и резервоара са правилно поставени.

- 2 Внимателно затворете отвора за пълнене.

Забележка: Когато пълните резервоара, не превишавайте линията за максимално ниво на пълнене (200 мл).



Режими



Вашият Compact Flosser разполага с три различни режима. За да превключите между режимите, натиснете бутона за режим.

Режимите са с различна интензивност. Изброени от ниска към висока:

Sensitive (Чувствителен)

Този режим с определяне на темпото осигурява нежно водно налягане. Определянето на темпото показва чрез кратка пауза на водния поток на всеки 15 секунди кога трябва да преминете към следващата част от устата.

Пулсиране

Този режим редува силни и нежни импулси и е предназначен да масажира и стимулира венците. Определянето на темпото показва чрез кратка пауза на водния поток на всеки 15 секунди кога трябва да преминете към следващата част от устата.

Clean

Този режим с определяне на темпото осигурява постоянно налягане на водата за чудесно почистване. Определянето на темпото показва чрез кратка пауза на водния поток на всеки 15 секунди кога трябва да преминете към следващата част от устата.

Забележка: При първото използване стартирайте устройството в режим Sensitive за най-слабата интензивност. Препоръчва се да увеличите интензивността, която използвате, в течение на няколко седмици. Това може да осигури по-добри резултати за почистване, тъй като ще можете да понесете по-високи интензивности.

Забележка: Този Compact Flosser е с предварително активирано определяне на темпото. За да активирате или деактивирате темпото, при изключен Compact Flosser натиснете и задръжте бутона за избор на режим за 3 секунди. Когато е деактивиран, индикаторът на батерията ще премигне веднъж в жълто. Когато е активиран, индикаторът на батерията ще премигне два пъти в зелено.


Използване на Compact Flosser



- 1 Преди да включите устройството, насочете върха на накрайника към мивката. Оставете водата да пръска в мивката. Изключете устройството, след като от него потече вода.




- 2 Поставете върха на накрайника в устата си. Наведете се над мивката и леко притворете устни около върха на накрайника, за да предотвратите пръскане. Оставете достатъчно място, за да може водата да изтича от устата ви в мивката.



- 3 Позиционирайте върха на накрайника точно над линията на венеца под ъгъл от 90°.




- 4 Натиснете бутона за включване/изключване на дръжката, за да включите Compact Flosser и да започнете да почиствате с него.




- а Като започвате от кътниците на горната или долната челюст, плъзгайте върха на накрайника по линията на венеца, като правите кратки паузи между зъбите.

Забележка: Завъртете накрайника, както желаете, за да позиционирате по-лесно спрямо линията на венците.



- б Следвайте темпото, за да почистите зъбите си, както отвън (15 секунди), така и отвътре (15 секунди) – за общо 30 секунди на всяка челюст на устата си.

Забележка: Не забравяйте да почистите вътрешната страна на зъбите си.




- с Следвайте темпото и повторете по другата челюст на устата за още 15 секунди отвътре и 15 секунди отвън, докато всички пространства около и между зъбите са почистени общо минимум една минута.


Забележка: Можете да спрете водния поток по време на употреба, като натиснете бутона за включване/изключване на Compact Flosser.

Забележка: Ако искате да заредите резервоара по време на употреба, изключете устройството, докато пълните резервоара, след което продължете оттам, където сте спрели, докато всички пространства около и между зъбите ви не бъдат почистени за общо поне една минута.


След всяка употреба



- 1 Отстранете накрайника, като го издърпате и едновременно с това задържите бутона за освобождаване на накрайника.



- 2 Изплакнете върха с топла вода.



3 Внимателно отворете отвора за пълнене отгоре на Compact Flosser.

4 Излейте излишната вода. Подсушете накрайника, външната страна на дръжката и резервоара.

5 Поставете накрайника обратно на дръжката.

Забележка: За да улесните сушенето, дръжте отвора за пълнене отворен или оставете Compact Flosser разглобен между употребите (резервоарът може да се издърпа напълно).

Забележка: Не оставяйте Compact Flosser разглобен по-дълго от необходимото.

Зареждане и състояние на батерията


Sonicare Compact Flosser е проектиран да осигури най-малко 24 сесии за почистване с него, всяка с продължителност 1 минута при напълно заредена батерия. Устройството ще се изключи след 2 минути употреба.

Забележка: Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 4 часа преди първа употреба, но можете да използвате Compact Flosser и преди да е напълно зареден.

Зареждане




- 1 Внимателно издърпайте капачето на порта за зареждане от страни на Compact Flosser, за да отворите порта за зареждане.



- 2 Свържете USB-A кабела за зареждане към малък щепсел в 5 V USB адаптер за стена.

Забележка: Адаптерът за стена не е включен във всички модели. Използвайте само адаптер 5 V (тип A).



- 3 Включете USB-A кабела за зареждане към малък щепсел в порта за зареждане.

Забележка: Уверете се, че дръжката е напълно суха, преди да включите USB-A кабела за зареждане към малкия щепсел.



- 4 Индикаторът на батерията премигва, докато се зарежда.
- 5 Затворете капака на порта за зареждане на Compact Flosser, когато не се зарежда активно.

Състояние на батерията

Състояние на батерията

Индикаторът на батерията показва състоянието на батерията, когато завършите сесията на почистване или когато Compact Flosser на пауза.

Когато Compact Flosser се зарежда

Състояние на батерията	Индикатор за батерията
Пълна	Свети постоянно в зелено
Зареждане	Премигващо зелено

Забележка: Индикаторът за батерията ще премигва, докато тя се зареди напълно. Когато се зареди напълно, докато е включен, светлината ще светне в зелено за 30 секунди и след това ще се изключи.

Когато Compact Flosser не се зарежда

Състояние на батерията	Индикатор за батерията
Пълна	Свети постоянно в зелено
Средно заредена	Премигващо зелено
Слабо заредена	Премигващо жълто
Празна	Премигва в жълто за 5 секунди и Compact Flosser се изключва автоматично


Забележка: Compact Flosser е проектиран да осигури поне 3 сесии на почистване, всяка сесия с продължителност 1 минута, след появяване на индикатора за слабо заредена батерия.

Почистване


Compact Flosser трябва да се почиства веднъж седмично. Почиствайте устройството и аксесоарите по следния начин. Аксесоарите може да се различават в зависимост от модела.

Забележка: Не пускайте, нито почиствайте устройството с почистващи разтвори с високо съдържание на алкохол.


Предупреждение: Не почиствайте Compact Flosser, докато е прикрепен към USB-A кабел за зареждане към малък щепсел. Изключете устройството от контакта и затворете капачето на порта за зареждане преди почистване.




- 1 Отстранете накрайника, като го издърпате и едновременно с това задържите бутона за освобождаване на накрайника.




- 2 Изплакнете върха с топла вода.



- 3 Внимателно отворете отвора за пълнене отгоре на Compact Flosser.




- 4 Излейте останалата вода в мивката.




- 5 Внимателно отстранете резервоара от Compact Flosser, като го издърпате. Резервоарът може да се мие ръчно с топла вода и мек сапун. Когато е необходимо, може да почистите дръжката, като избършете с мека кърпа и мек сапун.

Съхранение


Compact Flosser е проектиран така, че да можете да съхранявате един накрайник в дръжката. За да използвате тази функция:




- 1 Отстранете накрайника, като го издърпате и едновременно с това задържите бутона за освобождаване на накрайника.



- 2 Внимателно отворете отвора за пълнене отгоре на Compact Flosser.




- 3 Поставете накрайника в отвора за пълнене.



- 4 Сгънете Compact Flosser, като натиснете резервоара нагоре.

Забележка: Когато капакът на порта за пълнене е отворен, е по-лесно да сгънете резервоара.



- 5** Внимателно затворете отвора за пълнене.

Смяна

Сменяйте накрайниците на всеки 6 месеца или незабавно, ако се повредят. За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **philips.com** или се обърнете към вашия местен търговец на Philips Sonicare.

Забележка: Compact Flosser е съвместим само с накрайници за Philips Sonicare Compact Flosser. Не е съвместим с други накрайници Philips Sonicare, като тези за Power Flosser.

Отстраняване на неизправности

Въпрос	Отговор
Мога ли да използвам вода за плакнене или етерични масла в резервоара?	Не е препоръчително да използвате етерични масла в резервоара. Вода за плакнене може да се смеси с обикновена вода и да се използва в резервоара. След използване на вода за плакнене изплакнете уреда, за да предотвратите запушване, като напълните резервоара с известно количество топла вода и включите продукта да работи с връх, насочен към мивката, докато резервоарът се изпразни.

Въпрос	Отговор
Други накрайници ще паснат ли на моя електрически флосер Philips Sonicare?	Използвайте само накрайници Philips N1 и N2 за това устройство. Други накрайници на Philips или такива, които не са на Philips, не са съвместими с този продукт.
Колко често трябва да сменям накрайника?	Светваме ви да подмените накрайника след 6 месеца употреба. Можете да намерите повече информация за купуване на резервни части на philips.com
Имам затруднения с разширяването на резервоара	Отворете отвора за пълнене и извадете накрайника, преди да опитате да удължите резервоара. Това трябва да позволи лесното разширяване на резервоара.

Гаранция и поддръжка

Philips дава двугодишна гаранция за своите продукти след датата на закупуване. Дефекти, причинени от неизправни материали или изработка, ще бъдат отстранявани или продуктът ще бъде заменен за сметка на Philips, ако бъде предоставено убедително доказателство за покупката в рамките на съответния срок. За оптимална работа Philips препоръчва да се използват само оригинални накрайници Sonicare. Употребата на други накрайници може да повреди вашия Compact Flosser и да ограничи гаранционното ви покритие. Свържете се с центъра за обслужване на потребители на телефон 1-800-682-7664 или **www.philips.com/sonicare-warranty** (Северна Америка), а извън Северна Америка – с местния център за обслужване на потребители на Philips. За продуктова информация и за онлайн инструкции за потребителя посетете:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Северна Америка) или **www.philips.com/support** (извън Северна Америка).

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА

Какво не се покрива от гаранцията:

- Накрайници
- Повреди, причинени от използването на неодобри резервни части или неодобри накрайници
- Повреди, причинени от неправилна употреба, използване не по предназначение, небрежност, направени промени или неоторизиран ремонт
- Нормално износване, включително дребни вдлъбнатини, драскотини, протривания, обезцветяване или избледняване

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ. В НЯКОИ ЩАТИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ НЕ ВАЖАТ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ PHILIPS ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДЪЩЕРНА КОМПАНИЯ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВА ДОГОВОРЕНОСТ ИЛИ ДРУГ ВИД ПРАВНА ТЕОРИЯ. СРЕД СПОМЕНАТИТЕ ВРЕДИ СЕ ВКЛЮЧВАТ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗАГУБА НА СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ПРИХОДИ; ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА; НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ; РЕКЛАМАЦИИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СТОМАТОЛОЗИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ХИГИЕНА НА ЗЪБИТЕ; КАКТО И РАЗХОДИ ЗА ЗАМЕСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ. В НЯКОИ ЩАТИ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО ПРИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ.

Рециклиране



- Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.
- Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.
- Информация за веществата, включени в системата REACH, които се съдържат в продуктите на Philips, можете да откриете на www.philips.com/REACH



Пластмасовите опаковъчни материали съдържат полиетилен с ниска плътност (LDPE), освен ако не е посочено друго.



Опаковъчните материали, различни от пластмаса, съдържат хартия или картон.


Изваждане на акумулаторната батерия

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена от квалифициран специалист, когато продуктът се изхвърля. Инструкции за изваждане на вградени акумулаторни батерии можете да намерите на [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support).


- Уредът съдържа презареждаща се литиево-йонна батерия. **ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ДА СЕ ИЗХВЪРЛИ ПРАВИЛНО.**

За да извадите акумулаторната батерия, се нуждаете от отвертка и клещи за рязане на тел. Спазвайте основните мерки за безопасност при следване на описаната по-долу процедура.


- 1** За да изтощите напълно акумулаторната батерия, оставете Compact Flosser да работи, докато спре.




- 2 Отстранете резервоара, като го издърпате.




- 3 Отстранете двете винтови капачки.




- 4 Отстранете винтовете.



- 5 Издърпайте вътрешните компоненти от тялото.



- 6 Свалете капачето на батерията.



- 7 Издърпайте батерията от гнездото. Срежете кабелите, за да извадите батерията.

Внимание: Пазете се от острите краища на клемите на батерията, за да избегнете нараняване на пръстите.



- 8 Покрийте контактите на батерията с тиксо, за да предотвратите късо съединение от остатъчен заряд на батерията.
- 9 Акумулаторната батерия вече може да се рециклира и останалата част от продукта да се изхвърли по подходящ начин.

Забележка: След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин помагате за опазване на околната среда.

Өнүмдү анын багытталган максаты менен колдонуңуз. Өнүмдү, анын батарейкалар менен кошумча жабдууларын колдонуу алдында ушул маалыматты кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз. Туура эмес колдонуу зыянга же олуттуу жаракат алууга себеп болушу мүмкүн.

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

- Кубаттоо кабелин суудан алыс кармаңыз.
- Тазалап, дубалдагы розеткага туташтыруудан мурун кубаттоо кабелин толугу менен кургак экенин текшериниз.
- Шайманды балдар жана физикалык, сенсордук жана акыл-эс жагынан чектелген же тажрыйбасы, ошондой эле билими жок адамдар бирөөнүн көз алдында же түзмөктү коопсуз жол менен пайдалануу тууралуу нускамалар менен жана боло турган коркунучтарды түшүнсө колдоно алышат. Балдар шайманды чоңдордун көзөмөлүсүз тазалап же тейлебеши керек.
- Балдар өнүм менен ойнобогонун камсыз кылуу үчүн балдарды карап туруу керек.
- Тазалоо бөлүмүндө башкасы көрсөтүлбөсө, өнүмдүн эч бир бөлүгүн идиш жуугучта тазалабаңыз.
- Өнүмдү эшикте же жылытылган беттердин жанында кубаттабаңыз.
- Шайманда колдонуучу тейлей турган бөлүктөр жок. Шайманга доо кеткен болсо, аны колдонууну токтотуп, өлкөүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз. Эгер USB кабели же USB кубат менен камсыздоо блогу бузулса, аны колдонбоңуз.
- Philips шайманынын түпнуска аксессуарларын же керек-жарактарын гана колдонуңуз. Эгер кошо келсе, түпнуска USB кабели менен USB кубат камсыздоо блогун гана колдонуңуз.
- Физикалык жаракат алып калбоо үчүн суу резервуарына ыссык сууну толтуруп куйбаңыз. Суу резервуарына башка нерселерди койбоңуз.
- Бул шайман тиш жана тиш этин тазалоо үчүн арналган.
- Көздү, кулакты же мурунду тазалоо үчүн колдонбоңуз.
- Колдонуунун максималдуу бийиктиги 4500 метр.
- Эгерде түзмөк раковинанын үстүндө колдонулбаса, столдо же полдо суу чогулуп, тайып кетүү коркунучун жаратышы мүмкүн.
- Өнүмдү (өзгөчө резервуардын ичинде) үзгүлтүксүз тазалап туруңуз.
- Philips WAA1001, WAA2001, UL же коопсуздугу ырасталган, киргизүү мүнөздөмөлөрү (100–240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) жана чыгаруу мүнөздөмөлөрү (5 V DC; 2,5 W) болгон эквиваленттүү адаптерлер менен гана кубаттаңыз. Адаптерлердин тизмесин www.philips.com/support сайтынан караңыз.

МЕДИЦИНАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР

- Эгер сизде кардиостимулятор коюлуп же башка түзмөк жалгаштырылган болсо, шайманды колдонуудан мурун анын өндүрүүчүсүнө же дарыгерге кайрылыңыз.
- Колдонгондон кийин катуу же көпкө чейин канаса же колдонуп жатканда ыңгайсыздык же оору сезимин жаратса, шайманды колдонууну токтотуп, тиш догдурга/дарыгерге кайрылыңыз.
- Бул шайман жеке кам көрүү түзмөгү болуп саналат жана бир нече колдонуучу менен бирге колдонууга арналган эмес.
- Эгер 2 ай мурун оозуңузга же тиш этиңизге операция жасалган болсо, бул өнүмдү колдонуудан мурун тиш догдурга кайрылыңыз.

БАТАРЕЯНЫН КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ

- Бул шайманда атайын билими бар адамдар тарабынан гана чыгарылуучу алмаштырылбай турган батареялар бар.
- Өнүмдү анын багытталган максаты менен колдонуңуз. Өнүмдү, анын батареякалар менен кошумча жабдууларын колдонуу алдында ушул маалыматты кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз. Туура эмес колдонуу зыянга же олуттуу жаракат алууга себеп болушу мүмкүн. Кошумча жабдуулар өнүмдөрдүн түрүнө карап, айырмаланышы мүмкүн.
- Philips шайманынын түпнуска аксессуарларын жана керек-жарактарын гана колдонуңуз.
- Шайманды жана батареякаларды оттон алыс кармап, жана түз тийген күндүн нуруна жана температурасы жогору ысыкта калтырбаңыз.
- Эгерде шайман адаттан тышкары ысып кетсе, же жыт чыгара баштаса, түсү өзгөрсө же заряддоо убагы мурдакыдай болбой, узарып калса, колдонбой жана заряддабай туруп, Philips'ке кайрылыңыз.
- Шайманды жана анын батареякаларын микротолкундуу мештердин ичине же эпкин менен иштеген бышыргыч бетке койбоңуз.
- Шайманды же батареяканы ачууга, өңүн өзгөртүүгө, бузууга же тышынан алып чыгууга аракет кылбаңыз, батареяканы ысып кетүүдөн же уулуу же коркунучтуу заттарды куюлуп кетүүдөн алыстатыңыз. Батареякаларды кыска туташтырбаңыз, ашыкча заряддабаңыз же ордулары менен алмаштырбаңыз.
- Бул шайманда алмаштырылбаган батареякалар колдонулат. Батареяка эскирип калганда, шайман тиешелүү түрдө утилдештирилиши керек, Кайра иштетүү бөлүмүн караңыз.
- Өнүмдү 3 °C жана 40 °C (37 °F жана 104 °F) ортосундагы температурада гана колдонуп жана сактаңыз.

- Эгерде батарейкалар бузулса же акса, териге же көзгө тийгизбөөгө аракет кылыңыз. Мындай учурда, сууга дароо чайкап, медициналык жардамды издеңиз.
- Батареякаларды колго алганыңызда, колуңуз, өнүм жана батарейкалар кургак болушуна ынаныңыз.
- Батареякалардын ачып салынгандан кийини кокустан кыска туташуусунан этият болууга, батарейка терминалдары металл нерселерге (мисалы, тыйын, шпилька, шакектер) тийгизбөөгө аракет кылыңыз. Батареякаларды алюминий фольгасына оробонуз. Батареяка терминалдарын жабышкаак тасмага ороп же батарейкаларды ыргытуу алдында пластикалык мүшөккө салыңыз.
- Кубатты керектөө:
 - Өчүк режими (тиркемелер жок) $< 0,1 \text{ W}$
 - Төмөн энергия режими $< 0,3 \text{ W}$
 - Кубаттоо: USB кубаттоо (5VDC, 1A)

Электрмагниттик талаалар (ЭМТ)

Philips компаниясынын бул шайманы электрмагниттик талаалардын таасири боюнча бардык тийиштүү стандарттарга жана мыйзамдарга жооп берет.

Сактоо жана транспорттоо шарттары


Температура (Ташуу жана сактоо) -20°C баштап 60°C чейин (-4°F жана 140°F)

БУЛ КӨРСӨТМӨЛӨРДҮ САКТАП КОЮҢУЗ

Өнүмдө төмөнкү символдор болушу мүмкүн:



Бул символ шайманды колдонуудан мурун пайдалануу боюнча нускамаларды окуп чыгуу керектигин билдирет.



Бул символ көрсөтүлгөн кубат булагын колдонуу керектигин билдирет.

Ажыроочу Кубат блогунун бөлүгү: "xxxxxx" колдонула турган кубаттагычтын үлгү номерин көрсөтөт.

Киришүү

Philips'ке кош келиңиз! Жаңы Sonicare Compact Flosser түзмөгүңүз менен куттуктайбыз! Philips сунуштаган колдоо кызматынын артыкчылыктарын толугу менен пайдалануу үчүн өнүмүңүздү **philips.com/welcome** сайтында каттаңыз.

Колдонуу багыты

Philips Sonicare Compact Flosser тиштеги өңөрдөн жана тиштердин ортосундагы жана беттериндеги тамак калдыктарынан арылууга багытталган ооз көңдөйүнүн ирригатору. Бул өнүм үйдө колдонууга арналган, адатта кеминде күнүнө 1 жолу колдонулат.

Philips Sonicare Compact Flosser түзмөгүңүз

- 1 Соплону чыгаруу баскычы
- 2 Күйгүзүү/өчүрүү баскычы
- 3 Режим баскычы
- 4 Режим көрсөткүчүнүн жарыгы
- 5 Батарея индикаторунун жарыгы
- 6 Резервуар
- 7 Толтуруу порту/Соплолорду сактоо
- 8 Кубаттоо оюкчасы

Аксессуарлар


- 9 Жайлуу сопло
- 10 Стандарттык сопло
- 11 USB-A кичинекей сайгычка (дубал адаптери камтылган эмес)

Эскертме: Камтылган жабдуулар сатып алынган үлгүгө карай айырмаланышы мүмкүн.


Баштоо

Compact Flosser түзмөгүңүздү тууралаңыз


- 1 Толтуруу портунун капкагын акырын тартыңыз.



- 2 Соплону сактоо бөлүмүнөн чыгарыңыз.




- 3 Соплону түзмөккө киргизиңиз.




Эскертме: Сопло толугу менен киргенин жана түзмөктүн өйддө жагы менен бирдей деңгээлде турганын текшериңиз.

- 4 Толтуруу портунун капкагы ачык экенин текшерип, резервуарды ылдый тартыңыз.




Эскертме: Толтуруучу портунун капкагы ачык болгондо, резервуарды түшүрүү оңой болот.

- 5 Түзмөктүн тыгыны резервуардын ичиндеги тыгындан жогору болмоюнча резервуарды ылдый тартыңыз.




Резервуарды толтуруу

Эскертүү: Резервуарды толтуруп, түзмөктү колдонуудан мурун Compact Flosser түзмөгүнөн кубаттагычты алып салыңыз.



- 1 Толтуруу портун ачып, резервуарды жылуу суу менен толтуруңуз.


Же




Ошондой эле сууну түздөн-түз резервуарга куйса болот. Резервуарды Compact Flosser'ден акырын тартыңыз жана максималдуу толтуруу сызыгына чейин суу менен толтуруңуз. Резервуарды кайра бекитип, түзмөктүн жана резервуардын тыгыны туура коюлганын текшерипиз.

- 2 Толтуруу портун акырын жабыңыз.

Эскертме: Резервуарды толтурууда эң жогорку толтуруу сызыгынан (200 ml) ашырбаңыз.



Режимдер



Сиздин Compact Flosser үч түрдүү режим менен жабдылган. Режимдердин ортосунда которулуу үчүн режим баскычын басыңыз.

Режимдер ар кандай интенсивдүүлүккө ээ. Төмөндөн жогоруга чейин тизмеленген:

Sensitive

Бул режим, темп менен, жумшак суунун басымын камсыз кылат. Ылдамдаткыч 15 секунд сайын суунун агымында кыска тыныгуу менен оозуңузду кийинки бөлүмүнө өтүшүңүз керек экенин көрсөтөт.

Импульс

Бул режим күчтүү жана жумшак импульстарды алмаштырып турат жана тиштерди укалоо жана стимулдаштыруу үчүн арналган. Ылдамдаткыч 15

секунд сайын суунун агымында кыска тыныгуу менен оозуңуздун кийинки бөлүмүнө өтүшүңүз керек экенин көрсөтөт.


Clean

Бул режим ылдамдаткыч менен суунун туруктуу басымы менен камсыз кылып, мыкты тазалоого шарт түзөт. Ылдамдаткыч 15 секунд сайын суунун агымында кыска тыныгуу менен оозуңуздун кийинки бөлүмүнө өтүшүңүз керек экенин көрсөтөт.

Эскертме: Биринчи жолу колдонууда түзмөктү эң аз интенсивдүүлүктө Сезимтал режимде иштетиңиз. Бир нече аптанын ичинде сиз колдонгон интенсивдүүлүктү жогорулатуу сунушталат. Сиз жогорку интенсивдүүлүккө чыдай алгандыктан, жакшыраак тазалай аласыз.


Эскертме: Бул Compact Flosser активдештирилген ылдамдаткыч менен кошо берилет. Compact Flosser өчүп турганда ылдамдаткычты иштетип же өчүрүү үчүн режимди тандоо баскычын 3 секунд басып туруңуз. Өчүрүлгөндө, батарея индикаторунун жарыгы бир жолу кочкул сары түстө бүлбүлдөйт. Иштетилгенде, батарея индикаторунун жарыгы эки жолу жашыл түстө бүлбүлдөйт.

Compact Flosser түзмөгүңүздү колдонуу



- 1 Түзмөктү күйгүзгөнгө чейин соплонун учун раковинага каратыңыз. Раковинага суунун чачырашына жол бериңиз. Сууну түзмөктөн агызгандан кийин аны өчүрүңүз.
- 2 Соплонун учун оозуңузга салыңыз. Чачыроолорду болтурбоо үчүн раковинага эңкейип, эриндериңизди соплонун үстүнөн жабыңыз. Оозуңузду андагы суу раковинага ага тургандай кылып бир аз ачыңыз.






- 3 Соплонун учун тиш этинин үстүнө 90° бурчта коюңуз.




- 4 Compact Flosser'ди күйгүзүп, тазалап баштоо үчүн кармагычтагы кубатты күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.




- а Өйдөңкү же ылдыйкы жаактагы арткы тиштерден баштап, соплону тиш этинин линиясына жылдырып, ар бир тиштин ортосунда кыска тыныгуу жасаңыз.

Эскертме: Тиш этин бойлой оңой жайгаштыруу үчүн соплону каалагандай буруңуз.



- б Ылдамдаткычка карап, тишиңиздин ичин (15 секунд) да, сыртын (15 секунд) да тазалоону улантып, оозуңуздун бир аркасын жалпысынан 30 секунд тазалаңыз.

Эскертме: Тиштериңиздин ич жактарын тазалоону унутпаңыз.




- с Ылдамдаткычка карап, бардык бош жерлер жана тиштериңиздин арасын жалпысынан кеминде бир мүнөттөн тазалоо үчүн оозуңуздун башка аркасынын ички жагында 15 секунд жана сырткы жагында 15 секунд кайталаңыз.


Эскертме: Compact Flosser түзмөгүндөгү күйгүзүү/өчүрүү баскычын басуу менен суунун агымын токтото аласыз.

Эскертме: Колдонуп жатканда резервуарды кайра толтура турган болсоңуз, түзмөктү өчүрүп, бардык жерлер жана тиштериңизди ортосу жалпысынан кеминде бир мүнөт тазаланганга чейин токтогон жериңизден улантыңыз.


Ар бир колдонуудан кийин




- 1 Соплону тартып жана бир эле учурда соплону чыгаруу баскычын кармап туруу менен алып салыңыз.




- 2 Учун жылуу суунун астында чайкаңыз.



- 3 Compact Flosser'дин үстүндөгү толтуруу портун акырын ачыңыз.



- 4 Ашыкча сууну төгүп салыңыз. Соплону, кармагычтын сыртын жана резервуарды кургатыңыз.



- 5 Соплону кармагычка кайрадан киргизиңиз.

Эскертме: Кургатууну жеңилдетүү үчүн толтуруучу портун ачык кармаңыз же колдонуунун ортосунда Compact Flosser түзмөгүн ажыратылган бойдон калтырыңыз (резервуарды толугу менен тартып алса болот).

Эскертме: Compact Flosser түзмөгүн керек болгондон узагыраак убакытка ажыратылган бойдон калтырбаңыз.

Кубаттоо жана батареянын абалы


Sonicare Compact Flosser батарея толук кубатталганда ар бири 1 мүнөткө созулган кеминде 24 тазалоо сеансын көрсөтүүгө арналган. 2 мүнөт колдонгондон кийин түзүлүш өчөт.

Эскертме: Биринчи жолу колдонуудан мурун батарея 4 саатта толугу менен кубатталышы мүмкүн, бирок Compact Flosser түзмөгүн ал толук кубатталганга колдоно аласыз.

Кубатталууда




- 1 Кубаттоо портун ачуу үчүн Compact Flosser түзмөгүнүн капталындагы кубаттоо портунун капкагын акырын тартыңыз.




- 2 USB-A'ны кичинекей сайгычтын кубаттоо кабелине туташтырып, 5V USB дубал адаптерине туташтырыңыз.

Эскертме: Дубал адаптери айрым үлгүлөргө кошулган эмес. 5V адаптерин (A тиби) гана колдонуңуз.



- 3 USB-A'ны кубаттоо портуна кичинекей сайгычтын кубаттоо кабелине сайыңыз.

Эскертме: USB-A'ны кичинекей сайгычтын кубаттоо кабелине туташтыруудан мурун кармагыч толугу менен кургак экенин текшерчиңиз.



- 4 Кубатталып жатканда батареянын индикатору бүлбүлдөйт.
- 5 Активдүү кубатталбай жатса, Compact Flosser түзмөгүндөгү кубаттоо портунун каптамасын алмаштырыңыз.

Батареянын абалы

Батареянын абалы

Тазалоо сеансын бүткөндө, же болбосо, Compact Flosser'ди тындырганда батареянын деңгээлин көрсөткүч анын абалын көрсөтүп турат.

Compact Flosser кубатталып жатканда

Батареянын абалы	Батарея көрсөткүчү
Толук	Туруктуу жашыл
Кубатталууда	Жашыл түстө бүлбүлдөйт

Эскертме: Толук кубатталмайынча батареянын индикатору бүлбүлдөйт. Сайылып турганда толук кубатталган болсо, жарык 30 секунд туруктуу жашыл түстө күйүп, андан соң өчөт.

Compact Flosser кубатталбай жатканда

Батареянын абалы	Батарея көрсөткүчү
Толук	Туруктуу жашыл
Орто	Жашыл түстө бүлбүлдөйт
Төмөн	Кочкул сары түстө бүлбүлдөшү
Бош	Кочкул сары түстө 5 секунд бүлбүлдөп, Compact Flosser автоматтык түрдө өчөт


Эскертме: Батарея аз деген көрсөткүч пайда болгондо, Compact Flosser ар бири 1 мүнөткө созулган 3 тазалоо сеансын (кеминде) көрсөтүүгө арналган.

Тазалоо


Compact Flosser түзмөгүн аптасына бир жолу тазалап туруу керек. Түзмөктү жана шаймандарды төмөнкүдөй тазалаңыз. Шаймандар үлгүсүнө жараша айырмаланышы мүмкүн.

Эскертме: Түзмөктү спиртни жогорку өлчөмдө камтыган тазалоочу эритмелер менен иштетип же тазалабаңыз.


Эскертүү: USB-A кичинекей сайгычтын кубаттоочу кабелине тиркелген учурда Compact Flosser'ди тазалабаңыз. Тазалоодон мурун түзмөктү ажыратып, кубаттоо портун жабыңыз.




- 1 Соплону тартып жана бир эле учурда соплону чыгаруу баскычын кармап туруу менен алып салыңыз.




- 2 Учун жылуу суунун астында чайкаңыз.



- 3 Compact Flosser'дин үстүндөгү толтуруу портун акырын ачыңыз.



- 4 Калган сууну раковинага куюңуз.




- 5 Резервуарды тартып, Compact Flosser түзмөгүнөн акырын чыгарыңыз. Резервуарды жылуу суу жана жумшак самын менен кол менен жууса болот. Керек болгон учурда, кармагычты жумшак кездеме жана жумшак самын менен аарчып тазаласаңыз болот.


Сактоо

Сиздин Compact Flosser кармагычта бир соплону сактай тургандай кылып жасалган. Бул функцияны колдонуу үчүн:


- 1 Соплону тартып жана бир эле учурда соплону чыгаруу баскычын кармап туруу менен алып салыңыз.



- 2 Compact Flosser'дин үстүндөгү толтуруу портун акырын ачыңыз.




- 3 Соплону толтуруу портуна салыңыз.




- 4 Резервуарды өйдө түртүп, Compact Flosser'ди жыйыңыз.

Эскертме: Толтуруу портунун капкагы ачык болгондо, резервуарды жыйуу оңой болот.



- 5 Толтуруу портун акырын жабыңыз.



алмаштыруу

Соплолорду 6 ай сайын, же болбосо бузулганда дароо алмаштырып туруңуз. Шаймандарын же камдык бөлүктөрүн сатып алуу үчүн **philips.com** сайтына баш багыңыз же жергиликтүү Philips Sonicare дилерине кайрылыңыз.

Эскертме: Compact Flosser Philips Sonicare Compact Flosser соплолоруна гана шайкеш келет. Ал Power Flosser'ге арналган башка Philips Sonicare соплолоруна шайкеш келбейт.

Мүчүлүштүктөрдү оңдоо

Суроо	Жооп
Резервуарымда ооз жууй турган каражаттарды же негизги майларды колдонсом болобу?	Резервуарда негизги майлары колдонуу сунушталбайт. Ооз жууй турган каражатты суу менен аралаштырып, резервуарда колдонууга болот. Ооз жууй турган каражатты колдонгондон кийин, резервуарды жылуу суу менен жарым-жартылай толтуруп жана өнүмдү резервуар бошогонго чейин учун раковинага каратып иштетиңиз.
Philips Sonicare Compact Flosser шайманыма башка соплолор батабы?	Бул түзмөк үчүн Philips N1 жана N2 соплолорун гана колдонуңуз. Башка Philips же Philips эмес соплолор бул өнүмгө шайкеш келбейт.
Сопломду канчалык тез алмаштырып турушум керек?	Соплону 6 ай колдонгондон кийин алмаштырууну сунуштайбыз. Алмаштыруу бөлүктөрүн сатып алуу тууралуу кеңири маалыматты philips.com сайтынан табасыз

Суроо

Резервуарды кеңейтүү кыйын болуп жатат

Жооп

Резервуарды кеңейтүүгө аракет кылуудан мурун толтуруу портун ачып, соплону алып салыңыз. Бул резервуардын оңой кеңейтилишине мүмкүндүк бериши керек.

Кепилдик жана колдоо

Philips өз өнүмдөрүн сатып алган күндөн кийин эки жылга кепилдик берет. Жарамдуу мөөнөттө сатып алынгандыгы далилденсе, туура эмес материалдардан жана туура эмес жасоодон келип чыккан кемчиликтер Philips'тин эсебинен оңдолот же алмаштырылат. Philips оптималдуу иштеши үчүн чыныгы Sonicare соплолорун колдонууну сунуштайт. Башка соплолорду колдонуу Compact Flosser'ге зыян келтирип, кепилдиктин иштөө мөөнөтүн чектеши мүмкүн. 1-800-682-7664 же

www.philips.com/sonicare-warranty (Түндүк Америка) дареги боюнча биздин Керектөөчүлөрдү тейлөө борборуна кайрылыңыз, Түндүк Америкадан тышкары жерде Philips Керектөөчүлөрдү тейлөө борборуна кайрылыңыз. Өнүм тууралуу маалымат алуу, колдонуучуга арналган онлайн нускамаларды көрүү үчүн төмөнкү жерге өтүңүз:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Түндүк Америка) же

www.philips.com/support (Түндүк Америкадан тышкары).

КЕПИЛДИКТЕГИ ЧЕКТӨӨЛӨР

Кепилдик эмнени каптабайт:

- Соплолор
- Уруксат берилбеген алмаштыруу бөлүктөрүн же соплолорун колдонуудан келип чыккан бузулуу
- Туура эмес колдонуу, нускамаларды бузуу, олдоксондук, өзгөртүүлөр же уруксат берилбеген оңдоп-түзөөлөрдөн келип чыккан бузулуу
- Кадимки эскирүү, анын ичинде майда сынык, чийик, дат басуулар, өңүнүн өчүшү же өзгөрүшү

БОЖОМОЛДОНГОН КЕПИЛДИКТЕР

БАРДЫК БОЖОМОЛДОНГОН КЕПИЛДИКТЕР, АНЫН ИЧИНДЕ САТЫККА ЖАНА БЕЛГИЛҮҮ БИР МАКСАТКА ЖАРАКТУУ КЕПИЛДИКТЕР ЖОГОРУДА КЕЛТИРИЛГЕН ТҮЗ КЕПИЛДИКТЕРДИН МӨӨНӨТҮ МЕНЕН ЧЕКТЕЛЕТ. АЙРЫМ ШТАТТАРДА БОЖОМОЛДОНГОН КЕПИЛДИКТЕРДИН МӨӨНӨТҮ ЧЕКТЕЛБЕЙТ.

КОРГОО КАРАЖАТТАРЫНЫН ЧЕКТЕЛИШИ

PHILIPS ЖЕ АНЫН ТУУНДУ КОМПАНИЯЛАРЫ КЕПИЛДИКТИН, КЕЛИШИМИДИН ЖЕ БАШКА ЮРИДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРДИН АТАЙЫЛАП ЖЕ КОКУСТАН БУЗУЛУШУНАН КЕЛИП ЧЫККАН КЕСЕПЕТТЕРИ ҮЧҮН ЭЧ КАНДАЙ ЖАГДАЙДА ЖООПТУУ ЭМЕС. МЫНДАЙ ЗЫЯНДАРГА АМАНАТТАН ЖЕ КИРЕШЕДЕН КОЛ ЖУУП КАЛУУ; ПАЙДАДАН КОЛ ЖУУП КАЛУУ; АППАРАТТЫН БУЗУЛУШУ; ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТАРДЫН ДООМАТТАРЫ, АНЫН ИЧИНДЕ СТОМАТОЛОГДОРДУН ЖАНА ТИШ ГИГИЕНАСЫН КАМСЫСЗДООЧУЛАРДЫН; АЛМАШТЫРЫЛУУЧУ ЖАБДУУНУН ЖЕ КЫЗМАТТАРДЫН БААСЫ КИРЕТ. АЙРЫМ ШТАТТАРДА КОКУС ЖЕ КЫЙЫР ЗЫЯНДЫ ЧЫГАРЫП САЛУУГА ЖЕ ЧЕКТӨӨГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

Кайра иштетүү



- Бул символ электрикалык шаймандар менен батарейкалар кадимки тиричилик таштандысы катары ыргытууга болбостугун билдирет.
- Электрдик жана электрондук шаймандарды жана батарейкаларды өлкөңүздүн мыйзамдарына ылайык өзүнчө чогултуңуз.
- Philips өнүмдөрүндө камтылган REACH заттары тууралуу маалыматты www.philips.com/REACH сайтынан тапса болот


Кайра кубатталуучу батареяны чыгаруу

Өнүмдү утилизациялоодо ага алдын ала орнотулган кайра кубатталуучу батареяны квалификациясы бар адис гана чыгарышы керек. Алдын ала орнотулган батареяларды чыгаруу нускамаларын philips.com/support бөлүмүнөн табасыз.


- Бул шайманда кайра кубатталуучу литий-иондук батарея бар. КАЙРА ИШТЕТИЛИШИ ЖЕ ТУУРА АРЫЛЫШЫ КЕРЕК.

Кайра кубатталуучу батареяны чыгаруу үчүн бурагыч жана зым кескич керек. Төмөндө көрсөтүлгөн процедураны аткарганда негизги коопсуздук чараларын сактаңыз.


- 1 Кайта кубатталуучу батареянын бардык кубаты түгөнүш үчүн, Compact Flosser түзмөгүн токтогонго чейин иштете бериңиз.




- 2 Резервуарды тартып чыгарыңыз.





- 3 Эки буроо капкагын алып салыңыз.



- 4 Бурамаларды алып салыңыз.



- 5 Корпустан ички компоненттерди тартыңыз.



6 Батареянын каптамасын алып салыңыз.

7 Батареяны түпкүчтөн чыгарыңыз. Батареяны алып салуу үчүн зымдарды кесиңиз.

Көңүл буруңуз: Манжаларыңыз жаракат алып калбашы үчүн, батарея тилчелеринин учтуу кырларынан этият болуңуз.

8 Батареяда калып калган кубаттан келип чыгуучу электрдик туташуунун алдын алуу үчүн батареянын тиймектерин тасма менен каптаңыз.

9 Эми кайра кубатталуучу батареяны кайра иштетүүгө болот, ал эми өнүмдүн калган бөлүгүн тийиштүү түрдө утилизациялоо керек.

Эскертме: Колдонуу мөөнөтү аяктаганда шайманды кадимки тиричилик таштандылары менен бирге ыргытпаңыз, аны кайра иштетүү үчүн расмий чогултуучу жайга тапшырыңыз. Муну менен сиз айлана-чөйрөнү сактоого жардам бересиз.

Користете го производот само за неговата намена. Внимателно прочитајте ги овие информации пред да ги користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Кабелот за полнење чувајте го подалеку од вода.
- По чистењето, пред да го поврзете кабелот за полнење со сидниот штекер, проверете дали е целосно сув.
- Овој уред може да го користат деца и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостиг на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор.
- Децата треба да бидат под надзор за да се осигури дека не си играат со производот.
- Немојте да чистите ниту еден дел од производот во машина за миење садови, освен ако не е поинаку наведено во делот Чистење.
- Не полнете го производот надвор или во близина на загреани површини.
- Уредот не содржи делови што корисникот може да ги сервисира. Ако уредот се оштети, престанете да го користите и контактирајте со Центарот за грижа на корисниците во вашата држава. Ако USB-кабелот или USB-единицата за напојување е оштетена, престанете да ја користите.
- Користете само оригинални додатоци или потрошни средства на Philips. Ако сте ги добиле, користете ги само оригиналните USB-кабел и USB-единица за напојување.
- За да избегнете физичка повреда, немојте да го полните резервоарот со топла вода. Немојте да ставате страни тела во резервоарот.
- Овој уред е дизајниран само за чистење заби и непца.
- Немојте да ја користите за чистење очи, уши или нос.
- Максималната надморска височина на употреба е 4500 метри.
- Доколку уредот не се користи над мијалник, може да се насобере вода на даската или подот и да предизвика опасност од лизгање.
- Редовно чистете го производот (особено внатрешниот дел од резервоарот).

- Полнете само со Philips WAA1001, WAA2001, UL или еквивалентни безбедносно одобрени адаптери со влезно рангирање (100 – 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) и излезно рангирање (5 Vdc; 2,5 W). За списокот со адаптери, видете на www.philips.com/support.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Ако имате пејсмејкер или друг имплантиран уред, контактирајте со докторот или со производителот на имплантираниот уред пред употребата.
- Престанете да го користите апаратот и советувајте се со забар/лекар ако настане претерано или подолго крвавење по користењето или ако изкусите непријатност или болка за време на користењето.
- Овој уред е уред за лична нега и не е наменет да го поделуваат повеќе корисници.
- Советувајте се со Вашиот стоматолог пред да го користите овој производ ако сте имале операција на устата или непцата во претходните 2 месеца.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА БАТЕРИЈАТА

- Овој уред содржи батерии што не може да се заменуваат и треба се отстрануваат само од страна на обучени лица.
- Користете го производот само за неговата намена. Внимателно прочитајте ги овие информации пред да ги користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди. Доставените додатоци може да се разликуваат за различни производи.
- Користете само оригинални додатоци и потрошни средства на Philips.
- Држете ги производот и батериите подалеку од оган и не изложувајте ги на директна сончева светлина или на високи температури.
- Ако производот се загрее премногу или почне да мириса, ја промени бојата или ако полнењето трае подолго од вообичаено, престанете со користењето и полнењето на производот и контактирајте со Philips.
- Не ставајте ги производите и нивните батерии во микробранови печки или индукуциски готвачи.
- Немојте да го отворате, изменувате, продупчувате, оштетувате или расклопувате производот или батеријата за да спречите батериите да се загреат или да испуштат отровни или опасни супстанции. Немојте да им правите краток спој на батериите, прекумерно да ги полните или да ги полните со обратен поларитет.

- Уредот содржи батерии што не се заменуваат. Кога батеријата е при крај со траењето, уредот правилно ќе се фрли, погледнете го делот за Рециклирање.
- Полнете го и користете го производот на температура помеѓу 3 °C и 40 °C.
- Ако батериите се оштетени или протекуваат, избегнувајте контакт со кожата или очите. Во случај на контакт, веднаш исплакнете го местото на контакт со вода и побарајте медицинска помош.
- Кога ракувате со батериите, осигурете се дека рацете, производот и батериите се суви.
- За да се избегне случаен краток спој на батериите по отстранувањето, не дозволувајте терминалите на батериите да дојдат во контакт со метални предмети (на пр., парички, шноли за коса, прстени). Немојте да ги виткате батериите во алуминиумска фолија. Залепете ги терминалите на батериите или ставете ги батериите во пластична кеса пред да ги фрлате.
- Потрошувачка на енергија во:
 - Режим на исклучување (без додатоци) < 0,1 W
 - Режим со ниска енергија < 0,3 W
 - Полнење: Полнење преку USB (5VDC, 1A)

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој уред од Philips е во согласност со сите важечки стандардни и одредби во однос на изложеноста на електромагнетни полиња.

Услови за складирање и транспорт


Температура (транспорт и складирање) помеѓу -20 °C и 60 °C

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА

Следниве симболи може да се појавуваат на производот:

Овој симбол значи да ги прочитате упатствата за употреба пред да го користите уредот.





Овој симбол значи да го користите посоченото електрично напојување.
Дел за напојување што се вади: „xxxxxx“ го означува бројот на моделот на одобрените полначи што треба да се користат.

Вовед

Добре дојдовте во Philips. Честитки за вашиот нов Sonicare Compact Flosser. За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на philips.com/welcome.

Предвидена намена

The Philips Sonicare Compact Flosser е орален иригатор наменет за отстранување забен камен и остатоци од храна помеѓу забите и на површината на забот со цел да се намали расипувањето на забите и да се подобри и одржи здравјето на непцата. Овој производ е наменет за домашна употреба на потрошувачите и обично се користи најмалку еднаш на ден.


Вашиот Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Копче за ослободување на млазницата
- 2 Копче за вклучување/исклучување
- 3 Копче за режим
- 4 Индикаторско светло за режим
- 5 Индикаторско светло на батеријата
- 6 Резервоар
- 7 Порта за полнење/Млазница во резервоарот
- 8 Приклучок за полнење
- Додатоци**
- 9 Млазница Comfort (за удобност)
- 10 Standard (Стандардна) млазница
- 11 USB-A за мал приклучок (не е вклучен сиден адаптер)


Забелешка: Вклучените додатоци може да се разликуваат според купениот модел.

Започнување


Поставете го вашиот Compact Flosser



- 1 Нежно повлечете го капакот на отворот за полнење.




- 2 Отстранете ја млазницата од делот за складирање.




- 3 Вметнете ја млазницата во уредот.

Забелешка: осигурете се дека млазницата е целосно вметната и израмнета со горниот дел од уредот.



- 4 Осигурете се дека капакот на отворот за полнење е отворен и повлечете го надолу резервоарот.


Забелешка: Кога капакот на портата за полнење е отворен, полесно е да се повлече резервоарот.



- 5 Повлечете го резервоарот надолу додека сопирачот на уредот не се најде над сопирачот во внатрешноста на резервоарот.


Полнење на резервоарот

Предупредување: Извадете го полначот од Compact Flosser пред да го полните резервоарот и да го користите уредот.



- 1 Отворете го отворот за полнење и наполнете го резервоарот со млака вода.


Или




Водата може да се наполни и директно во резервоарот. Нежно извлекете го резервоарот од Compact Flosser и наполнете со вода до линијата за максимално полнење. Повторно прикачете го резервоарот за да се осигурите дека сопирачот на уредот и резервоарот се правилно поставени.

- 2 Нежно затворете го отворот за полнење.

Забелешка: Кога го полните резервоарот, немојте да ја надминувате линијата за максимално полнење (200 ml).



Режими



Вашиот Compact Flosser е опремен со три различни режими. За да менувате помеѓу режими, притиснете го копчето за режим.

Режимите имаат различен интензитет. Наведено од ниско до високо:

Sensitive

Овој режим, со пејсер, обезбедува нежен притисок на водата. Пејсерот укажува кога треба да се префрлите на следниот дел од устата преку кратка пауза во протокот на вода на секои 15 секунди.

Пулс

Овој режим наизменично ги менува силните и нежните пулсирања и е дизајниран да ги масира и стимулира непцата. Пејсерот укажува кога треба да се

префрлите на следниот дел од устата преку кратка пауза во протокот на вода на секои 15 секунди.


Clean

Овој режим, со тајмер, обезбедува постојан притисок на водата за одлично чистење. Пејсерот укажува кога треба да се префрлите на следниот дел од устата преку кратка пауза во протокот на вода на секои 15 секунди.

Забелешка: За првата употреба, пуштете го уредот во Режим за чувствителни области за најнизок интензитет. Се препорачува да се зголеми интензитетот што го користите во текот на неколку седмици. Ова може да даде подобри придобивки за чистење затоа што можете да толерирате повисоки интензитети.

Забелешка: Овој Compact Flosser доаѓа со активиран пејсер. За да го активирате или деактивирате пејсерот со исклучен Compact Flosser, притиснете и задржете го копчето за избор на режим 3 секунди. Кога е деактивирано, индикаторското светло на батеријата ќе трепне во портокалова боја еднаш. Кога е активирано, индикаторското светло на батеријата ќе трепне во зелена боја двапати.


Користење на вашиот Compact Flosser



- 1 Пред да го вклучите уредот, насочете го врвот на млазницата кон мијалникот. Оставете водата да прска во мијалникот. Исклучете го уредот откако водата ќе се испразни од уредот.




- 2 Ставете го врвот на млазницата во устата. Наведнете се врз мијалникот и делумно затворете ги усните околу врвот на млазницата за да се избегне прскање. Оставете доволно простор за да дозволите водата да тече од устата во мијалникот.



- 3** Поставете го врвот на млазницата веднаш над линијата на непцата под агол од 90°.



- 4** Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на рачката за да го вклучите Compact Flosser и да започнете со чистење.




- a** Почнувајќи од задните заби на горната или долната вилица, лизгајте го врвот на млазницата вдоль линијата на непцата и паузирајте кратко помеѓу секој заб.

Забелешка: Завртете ја млазницата по желба за полесно позиционирање по должина на линијата на непцата.



- b** Следете го пејсерот за да чистите и однадвор (15 секунди), и во внатрешноста на забите (15 секунди) вкупно 30 секунди во еден лак на устата.

Забелешка: не заборавајте да ги исчистите забите од внатрешната страна.




- c** Следете го пејсерот и повторете на секој лак на устата уште 15 секунди однадтре и 15 секунди однадвор, сè додека не се исчистат сите простори околу и помеѓу забите во траење од најмалку една минута.

Забелешка: Можете да го сопрете протокот на вода за време на користењето преку притискање на копчето за вклучување/исклучување на Compact Flosser.


Забелешка: ако изберете да го дополните резервоарот за време на употребата, исклучете го уредот додека го полните резервоарот, а потоа

продолжете од местото каде што сте застанале додека не се исчистат сите простори околу и помеѓу забите во траење од најмалку една минута.


По секоја употреба




- 1 Извадете ја млазницата со повлекување на млазницата и истовремено држење на копчето за ослободување на млазницата.




- 2 Исплакнете го врвот под топла вода.



- 3 Нежно отворете го отворот за полнење на горниот дел од Compact Flosser.



- 4 Истурете го вишокот вода. Исушете ги млазницата, надворешната страна на рачката и резервоарот.



- 5 Вратете ја млазницата во рачката.

Забелешка: За да го олесните сушењето, држете го отворот за полнење отворен или оставете го Compact Flosser расклопен помеѓу употребите (резервоарот може целосно да се извлече).

Забелешка: Не оставајте го Compact Flosser расклопен подолго отколку што е неопходно.

Полнење и статус на батеријата


Вашиот Sonicare Compact Flosser е дизајниран да обезбеди најмалку 24 сесии на чистење, а секоја сесија трае 1 минута со целосно наполнетата батерија. По 2 минути употреба, уредот ќе се исклучи.

Забелешка: Може да бидат потребни до 4 часа за целосно да се наполни батеријата пред првото користење, но можете да го користите Compact Flosser пред целосно да се наполни.

Полнење




- 1 Нежно повлечете го капакот на портата за полнење на страничниот дел од Compact Flosser за да се прикаже портата за полнење.



- 2 Поврзете го USB-A со кабел за полнење со мал приклучок во USB сиден адаптер од 5 V.

Забелешка: Сидниот адаптер не е вклучен во сите модели. Користете само адаптер од 5V (тип A).



- 3 Приклучете го USB-A со кабел за полнење со мал приклучок во портата за полнење.

Забелешка: Проверете дали рачката е целосно сува пред да го поврзете USB-A со кабел за полнење со мал приклучок.



- 4 Индикаторот за батерија трепка додека се полни.
- 5 Затворете го капакот на портата за полнење на Compact Flosser кога не се полни активно.

Статус на батеријата

Статус на батеријата

Индикаторот за батерија го покажува статусот на батеријата кога ќе ја завршите сесијата на чистење или кога ќе го паузирате Compact Flosser.

Кога се полни Compact Flosser

Статус на батеријата	Индикатор за батерија
Полна	Постојано зелено светло
Полнење	Трепкачко зелено светло

Забелешка: индикаторот за батерија ќе трепка додека не се наполни целосно. Кога ќе се наполни целосно и сè уште е вклучен, светлото ќе биде постојано зелено 30 секунди и потоа ќе се исклучи.

Кога Compact Flosser не се полни

Статус на батеријата	Индикатор за батерија
Полна	Постојано зелено светло
Средна	Трепкачко зелено светло
Слаба	Трепкачко портокалово светло
Празна	Трепка во портокалова боја 5 секунди и Compact Flosser автоматски се исклучува


Забелешка: Кога ќе се појави индикаторот за слаба батерија, Compact Flosser е дизајниран да обезбеди најмалку 3 сесии на чистење, секоја со траење од 1 минута.

Чистење


Compact Flosser треба да се чисти еднаш седмично. Чистете ги уредот и додатоците на следниов начин. Додатоците може да се разликуваат според моделот.

Забелешка: Немојте да го пуштате или чистите уредот со раствори за чистење што содржат високи нивоа на алкохол.


Предупредување: Немојте да го чистите Compact Flosser додека USB-A е прикачен со кабел за полнење со мал приклучок. Откачете го кабелот од уредот и затворете го капакот на портата за полнење пред да го чистите.




- 1 Извадете ја млазницата со повлекување на млазницата и истовремено држење на копчето за ослободување на млазницата.




- 2 Исплакнете го врвот под топла вода.



- 3 Нежно отворете го отворот за полнење на горниот дел од Compact Flosser.



- 4 Истурете ја преостанатата водата во мијалникот.




- 5 Нежно извадете го резервоарот од Compact Flosser со негово извлекување. Резервоарот може рачно да се мие со топла вода и благ сапун. Кога е потребно, може да ја исчистите рачката со бришење со мека крпа и благ сапун.


Чување

Вашиот Compact Flosser е дизајниран така што можете да складирате една млазница во рачката. За да ја користите оваа функционалност:


- 1 Извадете ја млазницата со повлекување на млазницата и истовремено држење на копчето за ослободување на млазницата.



- 2 Нежно отворете го отворот за полнење на горниот дел од Compact Flosser.




- 3 Вметнете ја млазницата во отворот за полнење.




- 4 Соборете го Compact Flosser со туркање на резервоарот нагоре.

Забелешка: Кога капакот на портата за полнење е отворен, полесно е да се собере резервоарот.



- 5 Нежно затворете го отворот за полнење.



Замена

Заменувајте ги млазниците на секои 6 месеци или веднаш кога ќе се оштетат. За да купите додатоци или резервни делови, одете на **philips.com** или кај локалниот дистрибутер на Philips Sonicare.

Забелешка: Compact Flosser е компатибилен само со Philips Sonicare Compact Flosser Nozzles. Не е компатибилен со други млазници на Philips Sonicare како што се оние за Power Flosser.

Решавање проблеми

Прашање	Одговор
Може ли да користам течност за плакнење на устата или есенцијални масла во мојот резервоар?	Не се препорачува да се користат есенцијални масла во резервоарот. Течноста за плакнење на устата може да се измеша со вода и да се користи во резервоарот. По користењето течност за плакнење на устата, исплакнете го уредот за да спречите затнување со делумно полнење на резервоарот со топла вода и вклучување на производот со врвот насочен кон мијалникот додека резервоарот не се испразни.
Дали други млазници ќе одговараат на мојот безжичен Compact Flosser на Philips Sonicare?	Користете само млазници Philips N1 и N2 за овој уред. Другите млазници на Philips или тие што не се на Philips не се компатибилни со овој производ.
Колку често треба да ја заменувам млазницата?	Ве советуваме да ја заменуваат млазницата по 6 месеци употреба. Можете да најдете повеќе информации за купување резервни делови на philips.com

Прашање**Одговор**

Имам потешкотии да го проширам резервоарот

Отворете го отворот за полнење и извадете ја млазницата пред да се обидете да го проширите резервоарот. Ова треба да му овозможи на резервоарот лесно да се прошири.

Гаранција и поддршка

Philips дава гаранција за своите производи две години по датумот на купување. Дефектите поради неисправни материјали и изработка ќе бидат поправени или заменети на трошок на Philips под услов да се обезбеди убедлив доказ за купување во соодветниот период. Philips препорачува употреба на оригинални Sonicare млазници за оптимални перформанси. Употребата на други млазници може да го оштети вашиот Compact Flosser и да ја ограничи вашата гаранциска заштита. Контактирајте со нашиот Центар за грижа на корисниците на 1-800-682-7664 или www.philips.com/sonicare-warranty (Северна Америка), надвор од Северна Америка контактирајте со вашиот локален Центар за грижа на корисниците на Philips. За информации за производот и упатства за корисникот онлајн, посетете:

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Северна Америка) или www.philips.com/support (надвор од Северна Америка).

ИСКЛУЧОЦИ ОД ГАРАНЦИЈАТА

Што не е покриено со гаранцијата:

- Млазници
- Оштетување предизвикано од употреба на неовластени резервни делови или неовластени млазници
- Оштетување предизвикано од погрешно користење, запоставување, промени или неовластени поправки

- Нормално трошење и абеење, вклучувајќи скршени делчиња, гребаници, абразии, промена на бојата или избледување

ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ

КАКВИ БИЛО ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА МЕРКАНТИБИЛНОСТ И СООДВЕТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА, ЌЕ БИДАТ ОГРАНИЧЕНИ НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ИЗРЕЧНИТЕ ГАРАНЦИИ ШТО СЕ ДАДЕНИ ПОГОРЕ. ВО НЕКОИ ДРЖАВИ НЕ ВАЖАТ ОГРАНИЧУВАЊАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ

ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ PHILIPS ИЛИ КОЈА БИЛО ОД НЕГОВИТЕ КОМПАНИИ СОРАБОТНИЦИ ИЛИ ПОДРУЖНИЦИ, НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО ПОСЕБНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ КОНСЕКВЕНТНИ ОШТЕТУВАЊА ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕКРШУВАЊЕТО НА ГАРАНЦИЈАТА, ПРЕКРШУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ, НЕБРЕЖНОСТ, ДЕЛИКТ ИЛИ КАКВА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. ТАКВИТЕ ОШТЕТУВАЊА ВКЛУЧУВААТ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ЗАГУБА НА ЗАШТЕДА ИЛИ ПРИХОДИ; ЗАГУБА НА ПРОФИТ; ЗАГУБА НА КОРИСТЕЊЕ; ПОБАРУВАЊА НА ТРЕТИ СТРАНИ ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ЗАБАРИ И ЗАБНИ ХИГИЕНИЧАРИ; И ТРОШОК ЗА КАКВА БИЛО ЗАМЕНСКА ОПРЕМА ИЛИ УСЛУГИ. НЕКОИ ДРЖАВИ НЕ ОВОЗМОЖУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ КОНСЕКВЕНТНИ ШТЕТИ.

Рециклирање



- Овој симбол означува дека електричните производи и батерии не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата.
- Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи и батерии.

- Информациите за супстанции според REACH што се содржат во производите на Philips, може да се најдат на www.philips.com/REACH


Вадење на батеријата на полнење

Вградената батерија на полнење мора да ја отстрани квалификуван професионалец кога производот ќе се отфрли. Упатствата за отстранување на вградени батерии на полнење може да ги најдете на **www.philips.com/support**.


- Овој уред содржи литиум-јонска батерија што може да се полни. **МОРА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ПРАВИЛНО ДА СЕ ФРЛИ.**

За да ја отстраните батеријата на полнење, потребни ви се шрафцигер и секач за жица. Почитувајте ги основните безбедносни мерки при следење на постапката опишана подолу.


- 1 За да ја потрошите батеријата на полнење од кое било полнење, оставете го Compact Flosser да работи сè додека не престане.




- 2 Отстранете го резервоарот со негово извлекување.




- 3 Отстранете ги двете капачиња за завртки.




- 4 Отстранете ги завртките.



- 5 Извлекете ги внатрешните компоненти од телото.



- 6 Отстранете го капакот на батеријата.



- 7 Извлекете ја батеријата од лежиштето. Исечете ги жиците за да ја извадите батеријата.

Внимание: Внимавајте на острите рабови од плочките на батеријата за да не ги повредите прстите.

- 8 Покријте ги контактите на батеријата со лента за да се спречи електричен спој од преостанатото полнење на батеријата.

- 9 Батеријата на полнење сега може да се рециклира, а остатокот од производот може соодветно да се фрли.



Забелешка: не фрлајте го уредот во вообичаениот отпад од домаќинството на крајот на неговиот животен век, туку однесете го на назначено место за рециклирање. На овој начин помагајте за зачувување на животната средина.

Используйте прибор только по назначению. Перед началом эксплуатации прибора, аккумуляторов и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Неправильное использование прибора может привести к опасным последствиям или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Храните зарядный кабель вдали от воды!
- После очистки убедитесь, что зарядный кабель абсолютно сухой, прежде чем подключать его к сетевой розетке.
- Дети и лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям играть с данным продуктом.
- Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине, если иное не указано в разделе «Очистка».
- Не заряжайте изделие вне помещений или рядом с нагревающимися поверхностями.
- Это устройство не содержит деталей, нуждающихся в обслуживании пользователем. Если устройство повреждено, прекратите его использование и обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране. В случае повреждения USB-кабеля или блока питания USB прекратите его использование.
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips. Используйте только оригинальный USB-кабель и блок питания USB, если они входят в комплект поставки.
- Во избежание травм не заливайте в резервуар горячую воду. Не кладите в резервуар посторонние предметы.
- Данное устройство предназначено только для чистки зубов и десен.
- Не используйте прибор для чистки глаз, ушей или носа.
- Устройство можно использовать на высоте до 4500 метров над уровнем моря.
- Если устройство используется не над раковиной, вода может скапливаться на рабочей поверхности или на полу и создавать опасность поскользнуться.
- Регулярно очищайте прибор (особенно внутри емкости).

- Заряжайте только с помощью адаптеров Philips WAA1001, WAA2001, UL или аналогичных сертифицированных по безопасности адаптеров с входными характеристиками (100–240 В~; 50/60 Гц; 3,5 Вт) и выходными значениями (5 В постоянного тока; 2,5 Вт). Список адаптеров см. на странице www.philips.com/support.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Если у вас установлен кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного устройства перед использованием.
- Прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу/врачу при наличии сильного или продолжительного кровотечения после использования или при появлении неприятных или болевых ощущений во время использования.
- Данный прибор является устройством для личной гигиены, не предназначенным для использования несколькими лицами.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием этого устройства, если за последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости или десен.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ

- Прибор оснащен не подлежащими замене аккумуляторами, извлечь которые могут только квалифицированные специалисты.
- Используйте прибор только по назначению. Перед началом эксплуатации прибора, аккумуляторов и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Неправильное использование прибора может привести к опасным последствиям или серьезным травмам. С разными изделиями могут поставляться различные аксессуары.
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips.
- Храните прибор и батареи вдали от источников огня и не подвергайте воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Если изделие сильно нагревается или издает неприятный запах, меняет цвет, а также если зарядка изделия занимает больше времени, чем обычно, прекратите его использование и зарядку и обратитесь в представительство компании Philips.
- Запрещается помещать изделия и батареи к ним в микроволновую печь или на индукционные плиты.

- Чтобы не допустить нагрева батарей или высвобождения токсичных или опасных веществ, не открывайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте прибор или батареи. Не допускайте короткого замыкания батарей, не заряжайте их выше установленной нормы или без соблюдения полярности.
- Данный прибор содержит аккумуляторы, которые не подлежат замене. Когда срок службы аккумулятора подойдет к концу, прибор следует надлежащим образом утилизировать. См. раздел «Утилизация».
- Зарядка и использование прибора должны проводиться при температуре от 3 до 40 °C.
- Если батареи повреждены или протекают, не допускайте их контакта с кожей или глазами. Если это все же произойдет, сразу тщательно промойте затронутые места водой и обратитесь за медицинской помощью.
- При выполнении каких-либо действий с аккумуляторами, следите за тем, чтобы ваши руки, изделие и аккумуляторы были сухими.
- Во избежание случайного короткого замыкания батарей после их извлечения, не допускайте контакта клемм батарей с металлическими предметами (например, с монетами, шпильками, кольцами). Запрещается заворачивать батареи в алюминиевую фольгу. Прежде чем утилизировать батареи, заклейте их клеммы клейкой лентой или поместите батареи в пластиковый пакет.
- Потребляемая мощность:
 - Выключенное состояние (без насадок) < 0,1 Вт
 - Режим низкого уровня энергопотребления: < 0,3 Вт
 - Зарядка: USB-зарядка (5 В пост. тока, 1 А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips Sonicare соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Условия хранения и транспортировки


Температура (при транспортировке и хранении): от -20 до +60 °C.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

На приборе могут отображаться следующие символы:



Этот символ означает, что перед использованием прибора необходимо ознакомиться с информацией в руководстве пользователя.



Этот символ означает необходимость использовать указанный источник питания.

Съемный блок питания: "XXXXXX" указывает номер модели зарядного устройства, одобренного для использования.

Введение

Добро пожаловать в Philips! Поздравляем с приобретением нового ирригатора Sonicare Compact Flosser! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте **philips.com/welcome**.

Назначение

Philips Sonicare Compact Flosser — ирригатор для ротовой полости, предназначенный для удаления зубного налета и остатков пищи с зубов с целью снижения риска образования кариеса и улучшения состояния десен. Данное устройство предназначено исключительно для домашнего использования, обычно не реже одного раза в день.

Ваш ирригатор Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Кнопка фиксации насадки
- 2 Кнопка включения/выключения
- 3 Кнопка выбора режима
- 4 Световой индикатор режима
- 5 Световой индикатор заряда аккумулятора
- 6 Емкость
- 7 Заливное отверстие/хранение насадки
- 8 Разъем для зарядки

Дополнительные принадлежности


- 9 Насадка Comfort
- 10 Насадка Standard
- 11 Зарядный кабель: маленький штекер - USB-A
(адаптер питания в комплект не входит)

Примечание. Дополнительные аксессуары могут варьироваться в зависимости от приобретенной модели.


Начало работы

Настройка ирригатора Compact Flosser


- 1 Аккуратно потяните крышку заливного отверстия.



- 2 Извлеките насадку из отсека для хранения.




- 3 Вставьте насадку в устройство.




Примечание. Убедитесь, что насадка полностью вставлена и не выступает за верхнюю часть устройства.

- 4 Убедитесь, что крышка заливного отверстия открыта и потяните емкость вниз.



Примечание. Емкость проще тянуть, если крышка заливного отверстия открыта.





- 5 Тяните емкость, пока ограничитель устройства не будет находиться над ограничителем внутри емкости.

Заполнение емкости

Предупреждение. Отключите зарядный кабель от ирригатора Compact Flosser перед заполнением емкости и использованием устройства.

- 1 Откройте заливное отверстие и заполните емкость теплой водой.


Или




Воду также можно заливать непосредственно в емкость. Аккуратно стяните емкость с ирригатора Compact Flosser и наполните ее водой до линии максимального заполнения. Установите емкость на место и убедитесь, что ограничители устройства и емкости находятся на правильном уровне.

- 2 Аккуратно закройте заливное отверстие.

Примечание. При заполнении емкости не превышайте линию максимального заполнения (200 мл).



Индикаторы режимов



Ирригатор Compact Flosser может работать в трех разных режимах. Для переключения между режимами нажимайте кнопку выбора режима. Режимы имеют разную интенсивность. Они перечислены далее от низкого до высокого уровня::

Sensitive (Чувствительный)

Этот режим с таймером обеспечивает бережное давление воды. Таймер через каждые 15 секунд кратковременной приостановкой подачи воды сообщает пользователю, когда необходимо перейти к следующему участку ротовой полости.

Pulse

Этот режим, в котором чередуются сильные и слабые импульсы, предназначен для массажа и стимуляции десен. Таймер через каждые 15 секунд кратковременной приостановкой подачи воды сообщает пользователю, когда необходимо перейти к следующему участку ротовой полости.

Clean

В этом режиме используется таймер. Вода подается под постоянным давлением, обеспечивая хорошую очистку. Таймер через каждые 15 секунд кратковременной приостановкой подачи воды сообщает пользователю, когда необходимо перейти к следующему участку ротовой полости.

Примечание. Для первого использования запустите устройство в режиме Sensitive с минимальной интенсивностью. Интенсивность рекомендуется повышать по мере использования устройства в течение нескольких недель. Так эффективность процедуры чистки повысится за счет того, что ваши десны привыкнут к более высокой интенсивности.

Примечание. В ирригаторе Compact Flosser таймер уже активирован. Чтобы включить или выключить функцию таймера в ирригаторе Compact Flosser, нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение 3 секунд. При выключении таймера световой индикатор аккумулятора один раз мигнет желтым

цветом. При включении таймера световой индикатор аккумулятора два раза мигнет зеленым цветом.


Использование ирригатора Compact Flosser



- 1 Перед включением устройства направьте наконечник насадки в раковину. Включите устройство и позвольте воде вытекать в раковину. Выключите устройство, когда вода начнет вытекать из устройства.




- 2 Расположите наконечник насадки во рту. Во избежание разбрызгивания воды нагнитесь над раковиной и частично прикройте наконечник насадки губами. Приоткройте рот, чтобы вода вытекала изо рта в раковину.



- 3 Расположите наконечник насадки чуть выше линии десен под углом 90°.




- 4 Нажмите кнопку включения/выключения на рукоятке, чтобы включить ирригатор Compact Flosser и начать очистку межзубного пространства.




- а Начиная с дальних зубов на верхней или нижней челюсти, медленно проведите кончиком насадки вдоль линии десен, делая небольшие паузы между зубами.

Примечание. Поворачивайте насадку по своему усмотрению для более удобного расположения вдоль линии десен.



- b Следуя таймеру, чистите как с внутренней (15 секунд), так и с наружной сторон (15 секунд) зубов в общей сложности в течение 30 секунд в одном зубном ряду.

Примечание. Не забывайте чистить между зубами.




- с Следуя таймеру, повторите процедуру для другого зубного ряда в течение еще 15 секунд с внутренней и 15 секунд с наружной сторон, пока не будут очищены все участки вокруг зубов и между ними (в общей сложности не менее одной минуты).


Примечание. Вы можете остановить поток воды во время использования, нажав кнопку включения/выключения на ирригаторе Compact Flosser.

Примечание. Если вы решите заполнить емкость во время использования, выключите устройство на время заполнения емкости, затем продолжите очистку, пока все области вокруг и между зубов не будут очищены; чистите зубы как минимум одну минуту.


После каждого использования:



- 1 Снимите насадку, потянув за нее и одновременно удерживая нажатой кнопку фиксации насадки.



- 2 Промойте наконечник теплой водой.



3 Аккуратно откройте заливное отверстие в верхней части ирригатора Compact Flosser.

4 Слейте всю оставшуюся воду. Просушите насадку, внешнюю сторону рукоятки и емкость.

5 Вставьте насадку обратно в рукоятку.

Примечание. Чтобы облегчить сушку, не закрывайте заливное отверстие или оставьте ирригатор Compact Flosser в разобранном состоянии между использованиями (емкость можно полностью снять).

Примечание. Не оставляйте ирригатор Compact Flosser в разобранном состоянии дольше необходимого времени.

Зарядка и уровень заряда аккумулятора


При полностью заряженном аккумуляторе ирригатор Sonicare Compact Flosser может обеспечить не менее 24 сеансов очистки межзубного пространства длительностью не менее 1 минуты каждый. Устройство отключится через 2 минуты использования.

Примечание. Полная зарядка аккумулятора перед первым использованием может занять до 4 часов, однако ирригатор Compact Flosser можно использовать и при неполной зарядке.

Зарядка




- 1 Аккуратно потяните крышку разъема зарядки, расположенного сбоку ирригатора Compact Flosser, чтобы открыть разъем зарядки.



- 2 Подключите разъем USB-A зарядного кабеля к адаптеру питания USB на 5 В.

Примечание. Адаптер питания поставляется не со всеми моделями. Используйте только адаптер на 5 В (тип A).



- 3 Вставьте маленький штекер зарядного кабеля в разъем зарядки.

Примечание. Перед подсоединением маленького штекера зарядного кабеля убедитесь, что рукоятка абсолютно сухая.



- 4 Индикатор аккумулятора будет мигать во время подзарядки.
- 5 Закройте крышку разъема зарядки на ирригаторе Compact Flosser, когда он не заряжается.

Состояние заряда аккумулятора

Состояние заряда аккумулятора

Индикатор аккумулятора показывает состояние аккумулятора при завершении сеанса очистки межзубного пространства или при остановке ирригатора Compact Flosser.

Если ирригатор Compact Flosser заряжается

Состояние заряда аккумулятора	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Полный заряд	Ровный зеленый свет
Зарядка	Мигающий зеленый свет

Примечание. Индикатор аккумулятора будет мигать до полной подзарядки. Когда аккумулятор полностью зарядится при подключении к электросети, индикатор загорится зеленым цветом на 30 секунд, а затем погаснет.

Если ирригатор Compact Flosser не заряжается

Состояние заряда аккумулятора	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Полный заряд	Ровный зеленый свет
Средний	Мигающий зеленый свет
Низкий заряд	Мигающий желтый свет
Полностью разряжен	Мигает желтым цветом в течение 5 секунд, и ирригатор Compact Flosser автоматически выключается

Примечание. При включении индикатора низкого заряда аккумулятора ирригатор Compact Flosser может обеспечить не менее 3 сеансов очистки межзубного пространства длительностью не менее 1 минуты каждый.


Очистка

Очистку ирригатора Compact Flosser необходимо проводить еженедельно. Очищайте устройство и


принадлежности следующим образом. Аксессуары могут варьироваться в зависимости от модели.

Примечание. Не используйте для очистки устройства чистящие средства с высоким содержанием спирта.


Предупреждение. Не проводите очистку ирригатора Compact Flosser, если к нему подключен зарядный кабель маленький штекер - USB-A. Перед очисткой отключите устройство и закройте крышку разъема для подзарядки.




- 1 Снимите насадку, потянув за нее и одновременно удерживая нажатой кнопку фиксации насадки.




- 2 Промойте наконечник теплой водой.



- 3 Аккуратно откройте заливное отверстие в верхней части ирригатора Compact Flosser.




- 4 Вылейте оставшуюся воду в раковину.




- 5 Аккуратно потяните за емкость и снимите ее с ирригатора Compact Flosser. Емкость можно мыть вручную теплым слабым мыльным раствором. При необходимости можно очистить рукоятку, протерев ее тканью, смоченной в мыльном растворе.

Хранение


Ирригатор Compact Flosser позволяет хранить в рукоятке одну насадку. Чтобы использовать эту функциональную возможность:




- 1 Снимите насадку, потянув за нее и одновременно удерживая нажатой кнопку фиксации насадки.



- 2 Аккуратно откройте заливное отверстие в верхней части ирригатора Compact Flosser.




- 3 Вставьте насадку в заливное отверстие.



- 4 Сложите ирригатор Compact Flosser, сдвинув емкость вверх.

Примечание. Емкость проще сложить, если крышка заливного отверстия открыта.



- 5 Аккуратно закройте заливное отверстие.

Замена

Насадку следует менять каждые 6 месяцев или сразу после повреждения. Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт **philips.com** или обратитесь к местному дилеру Philips Sonicare.

Примечание. Ирригатор Compact Flosser совместим только с насадками Philips Sonicare Compact Flosser. Он несовместим с другими насадками Philips Sonicare, например, с насадками Power Flosser.

Поиск и устранение неисправностей

Вопрос	Ответ
Можно ли наполнять резервуар для воды жидкостью для полоскания рта или эфирными маслами?	Использование эфирных масел не рекомендуется. Жидкость для полоскания рта можно использовать, предварительно смешав с водой. После использования жидкости для полоскания рта промойте устройство, чтобы избежать возможных засоров. Для этого частично заполните резервуар теплой водой и запустите устройство, направив кончик насадки в раковину. Подождите, пока резервуар полностью не опустеет.

Вопрос	Ответ
Подойдут ли к ирригатору Philips Sonicare Compact Flosser другие насадки?	Используйте для этого устройства только насадки Philips N1 и N2. Другие насадки Philips и насадки других производителей несовместимы с данным прибором.
Как часто необходимо менять насадку?	Мы рекомендуем менять насадку после 6 месяцев использования. Подробнее о покупке запасных частей можно узнать на веб-сайте philips.com
У меня возникли трудности с выдвиганием емкости	Прежде чем выдвинуть емкость, откройте заливное отверстие и извлеките насадку. Это позволит легко выдвинуть емкость.

Гарантия и поддержка

Компания Philips предоставляет гарантию на свои продукты, срок действия которой составляет два года с даты приобретения изделия. При обнаружении дефектов, вызванных качеством материалов и сборки, Philips бесплатно проводит ремонт или замену устройства при условии предоставления документа, подтверждающего факт покупки, с датой, подтверждающей действие срока гарантии. Компания Philips рекомендует использовать подлинные насадки Sonicare Nozzles для обеспечения оптимальной работы устройства. Использование других насадок может привести к повреждению ирригатора Compact Flosser и лишить вас права на гарантийный ремонт. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips по телефону 1-800-682-7664 или по адресу **www.philips.com/sonicare-warranty** (Северная Америка); за пределами стран Северной Америки обращайтесь в местный центр поддержки потребителей Philips. Чтобы получить информацию о продукте и инструкции в режиме онлайн, посетите веб-сайт **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Северная Америка) или

www.philips.com/support (за пределами стран Северной Америки).

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

На что не распространяется данная гарантия:

- Насадки
- Повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей или насадок.
- Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием не по назначению, небрежностью, модификацией устройства или неквалифицированным ремонтом.
- Обычный износ, включая трещины, царапины, потертости, изменение или потерю цвета.

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ВЫШЕ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ США ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PHILIPS, ЛЮБЫЕ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ, А ТАКЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКИХ-ЛИБО ПРАВОНАРУШАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТИ. ТАКОЙ УЩЕРБ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДОХОДОВ; ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ; УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; ПРИТЯЗАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СТОМАТОЛОГОВ И ГИГИЕНИСТОВ; ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕЩАЮЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ СЛУЖБЫ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

Утилизация



- Этот символ означает, что данные электротехнические изделия и батареи запрещено утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.
- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электротехнических изделий и батарей.
- Информацию о веществах REACH, содержащихся в продукции Philips, можно найти на сайте www.philips.com/REACH


Извлечение аккумулятора

При утилизации прибора встроенный аккумулятор должен быть извлечен квалифицированным специалистом. Инструкции по извлечению встроенных аккумуляторов можно найти на сайте **www.philips.com/support**.

- Данный прибор содержит перезаряжаемый литий-ионный элемент питания. **ТРЕБУЕТ НАДЛЕЖАЩЕЙ УТИЛИЗАЦИИ.**

Чтобы извлечь аккумулятор, вам потребуются отвертка и кусачки. Соблюдайте основные правила техники безопасности при выполнении описанных ниже операций.


- 1 Чтобы полностью разрядить аккумулятор, оставьте ирригатор Compact Flosser включенным до тех пор, пока он не остановится.
- 2 Потяните за емкость и снимите ее.




- 3 Извлеките крышки двух винтов.




- 4 Выкрутите винты.




- 5 Извлеките внутренние компоненты из корпуса.



- 6 Снимите крышку отсека аккумулятора.



- 7 Вытащите аккумулятор из отсека. Обрежьте провода, чтобы извлечь аккумулятор.



Осторожно! Во избежание повреждения кожи соблюдайте осторожность при прикосновении к острым краям фиксаторов аккумулятора.

- 8 Заклейте контакты аккумулятора лентой, чтобы избежать их замыкания (от оставшегося заряда аккумулятора).



- 9** Аккумуляторы готовы для передачи в специализированный пункт утилизации; остальные элементы прибора подлежат утилизации в соответствии с применимыми правилами.

Примечание. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Маҳсулотро танҳо мувофиқи мақсад истифода баред. Пеш аз истифодаи маҳсулот, батареяҳо ва замимаҳои он, ин маълумотро бодикқат мутолиа кунед ва онро барои истинод дар оянда нигоҳ доред. Истифодаи нодуруст метавонад ба хатарҳо ё ҷароҳатҳои ҷидди оварда расонад.

ДИҚҚАТ

- Симҳои барқдиҳиро аз об дур нигоҳ доред.
- Пас аз тозакунии, пеш аз пайваст кардани сими барқдиҳӣ ба барқваслаки деворӣ, мутмаин шавед, ки он пурра хушк мебошад.
- Дастгоҳи мазкурро қудакон ва ашхосе, ки қобилияти ҷисмонӣ, эҳсосӣ ё ақлӣ доранд, ё таҷриба ва дониш надоранд, метавонанд истифода баранд, агар онҳо таҳти назорат ё дастур оид ба истифодаи дастгоҳ оиди беҳатари омода шуда бошанд ва хатарҳои марбутро дарк кунанд. Тозакунӣ ва нигоҳубини дастгоҳ набояд аз ҷониби қудакон бидуни назорат анҷом дода шавад.
- Барои мутмаин шудан, ки қудакон бо маҳсул бозӣ намеkunанд, онҳо бояд дар зери назорат бошанд.
- Ягон қисми маҳсулотро дар мошини зарфшӯй тоза наkunед, агар дар қисмати «Тозакунӣ» ба таври дигар дастур дода нашуда бошад.
- Барқпуркунии маҳсулро берун аз бино ё дар наздикии сатҳи тафсон нагузаронед.
- Дастгоҳи мазкур қисмҳои аз ҷониби корбар хидматшаванда надорад. Агар дастгоҳ вайрон шуда бошад, истифодаи онро қатъ кунед ва ба Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон дар давлати худ муроҷиат кунед. Агар сими USB ё блоки барқдиҳии USB осеб дида бошад, истифодаи онро қатъ намоед.
- Танҳо лавозимоти ё маводи масрафии аслии Philips-ро истифода баред. Агар дода шуда бошад, танҳо сими аслии USB ва воҳиди таъминоти барқии USB-ро истифода баред.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ, зарфи обро бо оби гарм пур наkunед. Ба зарфи об ашёи бегона нагузоред.
- Дастгоҳи мазкур танҳо барои тоза кардани дандон, милк пешбинӣ шудааст.
- Барои тоза кардани чашм, гӯш ва бинӣ истифода набаред.
- Баландии ниҳоии истифода 4500 метр аст.
- Об метавонад дар пештахта ё фарш чамъ шавад ва хатари лағжишро эҷод кунад, агар дастгоҳ дар болои дастшӯяк истифода бурда нашавад.
- Маҳсулро (маҳсусан дар дохили обанборро) мунтазам тоза кунед.

- Барқпуркуниро танҳо бо Philips WAA1001, WAA2001, UL ё адаптерҳои мувофиқи бехатарии тасдиқшуда бо шиддати вуруд (100 - 240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) ва шиддати баромад (5 Vdc; 2,5 W) гузаронед. Барои дидани рӯйхати адаптерҳо, лутфан ба www.philips.com/support ворид шавед.

ОГОҲИҶОИ ТИББӢ

- Агар Шумо кардиостимулятор ё дигар дастгоҳи имплантатсияшуда дошта бошед, пеш аз истифода ба духтур ё истеҳсолкунандаи дастгоҳи имплантатсияшуда муроҷиат кунед.
- Истифодаи дастгоҳро қатъ кунед ва ба духтури дандон/духтури худ муроҷиат кунед, агар хунрави аз ҳад зиёд ё тӯлонӣ пас аз истифода рух диҳад ё ҳангоми истифода нороҳатӣ ё дард ҳис кунед.
- Ин асбоб дастгоҳи нигоҳубини шахсӣ аст ва барои истифодаи муштарак аз тарафи якчанд истифодабаранда пешбинӣ нагардидааст.
- Пеш аз истифодаи ин маҳсул, агар шумо дар давоми 2 моҳи охир ҷарроҳии даҳон ё милкхоро аз сар гузаронида бошед, бо мутахассиси дандонпизишки худ машварат кунед.

ДАСТУРҶО ОИД БА БЕХАТАРИИ БАТАРЕЯ

- Ин дастгоҳ батареяҳои ивазнашаванда дорад, ки танҳо бояд аз ҷониби шахсони бомаҳорат хориҷ карда шаванд.
- Маҳсулотро танҳо мувофиқи мақсад истифода баред. Пеш аз истифодаи маҳсулот, батареяҳо ва замимаҳои он, ин маълумотро бодикқат мутолиа кунед ва онро барои истинод дар оянда нигоҳ доред. Истифодаи нодуруст метавонад ба хатарҳо ё ҷароҳатҳои ҷиддӣ оварда расонад. Лавозимоти таъминшаванда барои маҳсулоти гуногун фарқ мекунад.
- Танҳо лавозимоти ва маводи масрафии аслии Philips-ро истифода баред.
- Маҳсул ё батареяҳоро аз оташ дур нигоҳ доред ва онҳоро ба шуоъи мустақими офтоб ё ҳароратҳои баланд нагузоред.
- Агар маҳсул ғайриоддӣ гарм ё бадбӯй шуда бошад, ё рангро иваз кунед ё зарядро ба муддати хеле дароз гирад, истифода ва зарядкунии онро қатъ намуда, бо Philips дар тамос шавед.
- Маҳсулот ва батареяҳои онро ба танӯрҳои кутохмавҷ ё тахтасанги электрикӣ нагузоред.
- Маҳсул ё батареяро накушоед, тағйир надихед, сӯроҳ ё вайрон накунад, қисмҳои онро ҷудо накунад, то ки батареяҳо гарм нашаванд ё моддаҳои захрнок ё хатарнок аз онҳо набароянд. Батареяҳоро бо барқ аз ҳад зиёд ё баръакс заряд надихед ё расиши кутох накунад.

- Дастгоҳи мазкур дорои батареяҳо мебошад, ки иваз карда намешаванд. Вақте ки муҳлати кори батарея ба анҷом мерасад, дастгоҳ бояд ба таври муносиб аз истифода бароварда шавад, ба қисмати «Истифодаи партовҳо» нигаред.
- Маҳсулро дар ҳарорати байни 3°C ва 40°C (37°F ва 104°F) барқ диҳед ва истифода баред.
- Вақте ки батареяҳо вайронанд ё мечаканд, онҳоро аз пӯст ё чашмҳо дур нигоҳ доред. Агар ба чашм ё пӯст расад, бо об шӯед ва ба табиб муроҷиат намоед.
- Вақте ки шумо бо батареяҳо кор мекунед, мутмаин шавед, ки дасти шумо, маҳсул ва батареяҳо хушк мебошанд.
- Барои пешгирӣ кардани расиши кӯтоҳи батареяҳо пас аз баровардани онҳо аз таҷҳизот, нуқтаҳои васли батарея бояд бо объектҳои металлӣ пайваست карда нашаванд (масалан, тангаҳо, сархораҳо, ангуштаринҳо). Батареяҳоро ба варакаи алюминий напечонед. Нуқтаҳои васли батареяҳоро бо скотч маҳкам кунед ва онҳоро пеш аз партофтан ба халтаи пластикӣ бимонед.
- Истеъмоли барқ дар:
 - Реҷаи хомӯш (на замимаҳо) <0,1 W
 - Реҷаи сарфаи энергия <0,3 W
 - Барқпуркунӣ: Пуркунии барқ тавассути USB (5VDC, 1A)

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин таҷҳизоти Philips ба ҳамаи стандартҳо ва санадҳои меъёрии марбут ба нуфузи майдонҳои электромагнитӣ мутобиқат мекунад.

Шароити нигоҳдорӣ ва боркашонӣ


Ҳарорат (Интиқол ва нигоҳдорӣ) аз -20°C то 60°C (аз -4°F то 140°F)

ИН ДАСТУРАМАЛРО НИГОҲ ДОРЕД

Дар махсулот аломатҳои зерин метавонанд пайдо шаванд:

Ин аломат маънои онро дорад, ки қабл аз истифодаи асбоб дастурамал оид ба истифодабариро хонед.





Ин аломат истифодабарии сарчашмаи нишондодашудаи қувваро мефаҳмонад. Қисми ҷудошавандаи таъминоти барқ: «xxxxxx» рақами намунавии барқпуркунандаҳоеро, ки бояд истифода шавад, нишон медиҳад.

Муқаддима

Ба Philips хуш омадед! Шуморо бо харидани ирригатори компакти нави Sonicare табрик мекунем. Барои гирифтани ҳамаи фоидаҳо аз дастгирие, ки Philips пешниҳод мекунад, маҳсули худро дар philips.com/welcome ба қайд гиред.

Истифодаи пешбинишуда

Ирригатори компакти Philips Sonicare ирригатори даҳон аст, ки барои тоза кардани қабати дандон ва боқимондаҳои хӯрок аз байни дандонҳо ва рӯи онҳо бо мақсади кам кардани пӯсиши дандон ва беҳтар намудану нигоҳ доштани саломатии милкҳо пешбинӣ шудааст. Ин маҳсулот барои истифода бурда шудан аз ҷониби истеъмолкунанда дар хона пешбинӣ гардидааст, одатан на камтар аз як маротиба дар як рӯз истифода мешавад.

Ирригатори компакти Philips Sonicare-и шумо


- 1 Тугмаи кушодани соғло
 - 2 Тугмаи фаёл/хомӯш
 - 3 Тугмаи реча
 - 4 Чароғаки нишондиҳандаи реча
 - 5 Чароғаки нишондиҳандаи батарея
 - 6 Зарфи об
 - 7 Сӯрохи пуркунӣ ва ҷои нигоҳдории новак
 - 8 Порти қуввагирӣ
- Лавозимот**
- 9 Соғлои ҳаловатӣ
 - 10 Соғлои муқаррарӣ
 - 11 USB-A ба сими хурд (адаптери деворӣ дохил карда нашудааст)

Шарҳ: Лавозимотҳои дохилшуда метавонанд вобаста ба модели харидшуда фарқ кунанд.


Оғози кор

Насби ирритгатори Compact-и худ


- 1 Сарпӯши сӯрохи пуркуниро оҳиста кашед.



- 2 Афшонакро аз қисмати нигоҳдорӣ гиред.




- 3 афшонаки худро ба дастгоҳ ворид кунед.




Шарҳ: Боварӣ ҳосил кунед, ки сопло пурра гузошта шудааст ва бо қисми болоии дастгоҳ ҳамвор кунед.

- 4 Боварӣ ҳосил кунед, ки сарпӯши сӯрохи пуркунӣ кушода аст ва обгирро ба поён кашед.




Шарҳ: Вақте ки сарпӯши сӯрохи пуркунӣ кушода аст, обгирро ба поён кашидан осонтар аст.

- 5 Обгирро ба поён кашед, то ки даҳонбанди дастгоҳ болотар аз даҳонбанди дохили обгирро ҷойгир шавад.




Пуркунии обгир

Диққат: Пеш аз пур кардани обгир ва истифодаи дастгоҳ, пуркунадаи барқро аз ирригатори компакт хориҷ кунед.



- 1 Сӯрохи пуркуниро кушоед ва обгирро бо оби ширгарм пур кунед.


Ё



Обро инчунин бевосита ба обгир пур кардан мумкин аст. Обгирро аз ирригатори компактӣ оҳишта кашида, онро то хати максималии пур кардан бо об пур кунед. Обгирро дубора пайваст карда, боварӣ ҳосил кунед, ки даҳонбанди дастгоҳ ва обгир дуруст дар ҷояшон мебошанд.

- 2 Сӯрохи пуркуниро оҳишта пӯшед.

Шарҳ: Ҳангоми пуркунии обгир аз ҳатти ҳадди ақал нагузаред (200 ml).



Речаҳо



Ирригатори компактии шумо бо се речаи гуногун мучахҳаз аст. Барои гузаштан байни речаҳо, тугмаи речаро пахш кунед.

Речаҳо шиддатнокии гуногун доранд. Аз паст то баланд оварда шудааст:

Sensitive

Ин реча бо вақтсанҷ фишори оби мулоимро таъмин менамояд. вақтсанҷ тавассути таваққуфи кӯтоҳ дар ҷараёни об ҳар 15 сония нишон медиҳад, ки кай шумо бояд ба қисми навбатии даҳони худ ҳаракат кунед.

Набз

Ин реча набзҳои қавӣ ва нармро иваз мекунад ва барои масҳ кардан ва ангиши милли дандон пешбинӣ шудааст. вақтсанҷ тавассути таваққуфи

кӯтоҳ дар ҷараёни об ҳар 15 сония нишон медиҳад, ки кай шумо бояд ба қисми навбатии даҳони худ ҳаракат кунед.


Clean

Ин режим бо пасер, фишори доимии обро барои тозагии бузург таъмин мекунад. вақтсанҷ тавассути таваққуфи кӯтоҳ дар ҷараёни об ҳар 15 сония нишон медиҳад, ки кай шумо бояд ба қисми навбатии даҳони худ ҳаракат кунед.

Шарҳ: Барои истифодаи бори аввал, дастгоҳро дар реҷаи «Ҳассос» барои шиддати пасттарин ба кор дароред. Тавсия дода мешавад, ки шиддатнокии истифодаатонро дар тӯли чанд ҳафта зиёд кунед. Ин метавонад манфиатҳои беҳтари тозакунии диҳад, зеро шумо метавонед шиддати баландтарро таҳаммул кунед.

Шарҳ: Ин ирригатори компактӣ бо вақтсанҷи фаъолшуда фурухта мешавад. Барои фаъол ё ғайрифаъол сохтани вақтсанҷ, вақте ки ирригатори компактӣ хомӯш аст, тугмаи интиҳоби реҷаро муддати 3 сония пахш карда нигоҳ доред. Вақте ки ғайрифаъол карда мешавад, ҷароғи нишондиҳандаи батарея як бор бо ранги қаҳрабӣ медурахшад. Ҳангоми ғайрифаъол шудан, ҷароғи нишондиҳандаи батарея ду маротиба бо ранги сабз медурахшад.


Истифодаи ирригатори компакти шумо



- 1 Пеш аз фаъол кардани дастгоҳ, нӯги соплоро ба дастшӯяк равона кунед. Иҷозат диҳед, ки об ба дастшӯяк пошида шавад. Вақте ки об аз дастгоҳ хориҷ мешавад, дастгоҳро хомӯш кунед.




- 2 Нӯги соплоро дар даҳони худ ҷойгир кунед. Ба болои дастшӯяк таъя кунед ва лабҳои худро аз болои нӯги соплро қисман пӯшед, то пошиданро пешгирӣ кунед. Фазои кофӣ гузоред, ки об аз даҳони шумо ба раковина ҷорӣ шавад.



- 3 Нӯги соплоро танҳо дар болои хати резини дар кунҷи 90° қойгир кунед.




- 4 Тугмаи фаъол/хомӯшуниро дар даста пахш кунед, то ирригатори компактиро фаъол намоед ва тозакуниро оғоз намоед.




- a Аз дандонҳои қафоӣ худ дар қоғи боло ё поёни худ сар карда, нӯги соплоро қад-қади хати резини лағжонед ва дар байни ҳар як дандон кӯтоҳ таваққуф кунед.

Шарҳ: Барои қойгиркунии осонтар дар баробари хати милқҳо, афшонакро мувофиқи хоҳиш гардонед.



- b Вақтсанҷро пайравӣ кунед, то ҳам тарафи берунӣ (15 сония) ва ҳам тарафи дохилии дандонҳои худро (15 сония) дар як камони даҳони худ дар маҷмӯъ 30 сония тоза намоед.

Шарҳ: Тоza кардани даруни дандонҳои худро аз хотир набароред.




- c Вақтсанҷро пайравӣ кунед ва дар камони дигари даҳони худ 15 сонияи дигар дар тарафи дохилӣ ва 15 сония дар тарафи берунӣ такрор намоед, то даме ки ҳамаи фосилаҳои атроф ва байни дандонҳо дар маҷмӯъ ҳадди ақал як дақиқа тоза карда шаванд.

Шарҳ: Шумо метавонед ҳангоми истифода чараёни обро бо пахш намудани тугмаи фаъол/хомӯшкунӣ дар ирригатори компактӣ қатъ намоед.

Шарҳ: Агар шумо пуркунии резервуар ҳангоми истифодаро интиҳоб кунед, ҳангоми пур кардани

обанбор дастгоҳро хомӯш кунед ва баъд аз он ҷое, ки монда будед, идома диҳед, то он даме, ки ҳама ҷойҳои гирду атроф ва байни дандонҳои шумо дар тӯли на камтар аз як дақиқа тоза карда шаванд.


Пас аз ҳар як истифода




- 1 Барои хориҷ кардани афшонак, онро кашед ва ҳамзамон тугмаи хориҷкунии афшонакро нигоҳ доред.




- 2 Нӯги онро дар зери оби гарм бишӯед.



- 3 Сӯрохи пуркуниро, ки дар болои ирригатори компактӣ ҷойгир аст, оҳиста кушоед.



- 4 Ҳама оби зиёдатиरो резед. афшонакро, беруни дастаро ва обгирро хушк кунед.



- 5 Мулҳаққаро дубора ба даста ворид кунед.

Шарҳ: Барои осон кардани хушкшавӣ, сӯрохи пуркуниро кушода монед ё ирригатори компактиро байни истифодаҳо қисм-қисм ҷудо карда гузоред (обгирро пурра кашидан мумкин аст).


Шарҳ: Ирригатори компактиро бештар аз муҳлати зарурий ба қисмҳои ҷудошуда нагузоред.

Барқпуркунӣ ва ҳолати батарея


Ирригатори компактии Sonicare-и шумо тавре тарҳрезӣ шудааст, то бо батареяи пурра барқгирифта ҳадди ақал 24 сеанси тозакуниро таъмин кунад, ки ҳар як сеанс 1 дақиқа давом мекунад. Пас аз 2 дақиқаи истифода, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.

Шарҳ: Барои пурра заряд додани батарея пеш аз истифодаи аввал то 4 соат вақт лозим шуда метавонад, вале шумо метавонед ирригатори компактиро пеш аз пурра заряд гирифтанаш истифода намоед.

Барқпуркунӣ




- 1 Сарпӯши сӯрохи зарядро дар паҳлӯи ирригатори компактӣ боэҳтиёт кашед, то ки сӯрохи заряд кушода шавад.



- 2 Сими барқдиҳии USB-A ба васлаки хурдро ба адаптери девории 5V USB пайваст намоед.

Шарҳ: Адаптери деворӣ дар ҳамаи моделҳо дохил нест. Танҳо аз адаптери 5V (Навъи A) истифода баред.



- 3 Сими барқпуркунии USB-A ба васлаки хурдро ба сӯрохи заряд ворид намоед.

Шарҳ: Мутмаин шавед, ки дастак пеш аз пайваст кардани сими барқпуркунии USB-A ба валаки хурд комилан хушк аст.



- 4 Ҳангоми барқпуркунӣ нишондиҳандаи батарея бо ранги сафед медурахшад.
- 5 Сарпӯши сӯрохи зарядро дар ирригатори компактӣ, вақте ки барқ намегирад, пӯшед.

Ҳолати батарея

Ҳолати батарея

Нишондиҳандаи батарея ҳолати батареяро вақте ки шумо сеанси тозакуниро анҷом медиҳед ё вақте ки шумо ирригатори компактиро мутаваққиф мекунед, нишон медиҳад.

Вақте ки ирригатори компактӣ заряд мегирад

Ҳолати батарея

Нишондиҳандаи заряди батарея

Пурра

Ранги сабзи устувор

Барқпуркунӣ

Ранги сабз дурахш мекунад

Шарҳ: Ҳангоми барқпуркунӣ нишондиҳандаи батарея то пурра қувва гирифта медурахшад. Ҳангоме ки он дар ҳолати пайваст ба барқ пурра заряд мегирад, чароғ ба муддати 30 сония ранги сабзи яклухт мегирад ва сипас хомӯш мешавад.

Вақте ки «Ирригатори компактӣ» заряд намегирад

Ҳолати батарея

Нишондиҳандаи заряди батарея

Пурра

Ранги сабзи устувор

Миёна

Ранги сабз дурахш мекунад

Паст

Ранги қаҳрабӣ дурахш мекунад

Холӣ

Дар тӯли 5 сония қаҳрабӣ медурахшад ва ирригатори компактӣ ба таври худкор хомӯш мешавад

Шарҳ: Вақте ки нишондиҳандаи заряди пасти батарея пайдо мешавад, ирригатори компактӣ барои таъмин кардани ҳадди ақсал 3 сеанси флоссинг, ки ҳар як сеанс 1 дақиқа давом мекунад, тарҳрезӣ шудааст.


Тозакунӣ

Ирригатори компактӣ бояд ақаллан як маротиба дар як ҳафта тоза карда шавад. Дастгоҳ ва лавозимотро

ба таври зерин тоза кунед. Лавозимот дар вобастагӣ аз модел фарқ дошта метавонанд.

Шарҳ: Дастгоҳро бо маҳлулҳои тозакунондаи дорои спирти баланд қор нафармонед ё тоза накунад.


Диққат: Ирригатори компактиро, вақте ки сими барқпуркунии USB-A ба васлаки хурд пайваст аст, тоза накунад. Пеш аз тоза кардан, дастгоҳро аз васлак ҷудо кунед ва сарпӯши портро барқро пӯшед.




- 1 Барои хориҷ кардани афшонак, онро кашед ва ҳамзамон тугмаи хориҷкунии афшонакро нигоҳ доред.




- 2 Нӯги онро дар зери оби гарм бишӯед.



- 3 Сӯрохи пуркуниро, ки дар болои ирригатори компактӣ ҷойгир аст, оҳиста кушоед.




- 4 Оби боқимондaro ба дастшӯяк резед.




- 5 Обгирро аз ирригатори компактӣ оҳишта кашида гиред. Обгирро бо оби гарм ва собуни мулоим дастӣ шустан мумкин аст. Ҳангоми зарурат шумо метавонед дастаро бо матои мулоим ва собуни мулоим тоза кунед.

Нигоҳдорӣ


Ирригатори компактӣ шумо тавре тарҳрезӣ шудааст, ки шумо метавонед як афшонакро дар дохили даста нигоҳ доред. Барои истифодабарии хусусият:




- 1 Барои хориҷ кардани афшонак, онро кашед ва ҳамзамон тугмаи хориҷкунии афшонакро нигоҳ доред.



- 2 Сӯрохи пуркуниро, ки дар болои ирригатори компактӣ ҷойгир аст, оҳишта кушоед.




- 3 афшонакро ба сӯрохи пуркунӣ гузоред.



- 4 Ирригатори компактиро бо тела додани обгир ба боло ҷамъ кунед.

Шарҳ: Вақте ки сарпӯши сӯрохи пуркунӣ кушода аст, ҷамъ кардани обгир осонтар аст.



5 Сӯрохи пуркуниро оҳиста пӯшед.

Ивазкунӣ

Соплоҳоро ҳар 6 моҳ ё дарҳол ҳангоми вайрон шудан иваз кунед. Барои харидани лаозимот ё қисмҳои эҳтиётӣ, ба сомонаи **philips.com** ташриф оред ё ба фурӯшандаи маҳаллии Sonicare-и худ муроҷиат намоед.

Шарҳ: Ирригатори компактӣ танҳо бо афшонакҳои ирригатори компактии Philips Sonicare мувофиқ мебошад. Он бо дигар афшонакҳои Philips Sonicare, ба монанди афшонакҳои Power Flosser, мувофиқ нест.

Ҷустуҷӯ ва ислоҳи нуқсонҳо

Савол

Ҷавоб

Оё ман метавонам дар резервуари худ моддаи чайқонидани даҳон ё рағғани эфириро истифода барам?

Дар резервуар истифода бурдани рағғанҳои эфирӣ тавсия дода намешавад. Моддаи чайқонидани даҳонро бо об омехта ва дар резервуар истифода бурдан мумкин аст. Пас аз истифода бурдани моддаи чайқонидани даҳон, дастгоҳро барои пешгирӣ кардани бандшавӣ бо қисман пур кардани резервуар бо оби гарм ва маҳсулоте, ки нӯги ба раковина нигаронида шудааст, то ҳолӣ шудани обанбор бишӯед.

Оё соплоҳои дигар Philips Sonicare Compact Flosser-и ман мутобиқ меоянд?

Барои ин дастгоҳ танҳо афшонакҳои Philips N1 ва N2-ро истифода баред. Дигар афшонакҳои Philips ё ғайри Philips бо ин маҳсул мувофиқ нестанд.

Савол	Ҷавоб
Чанд қадар зуд-зуд ман бояд соплотамро иваз кунам?	Мо ба шумо маслиҳат медиҳем, ки соплотатонро пас аз 6 моҳи истифода иваз кунед. Шумо метавонед маълумоти бештарро дар бораи харидани қисмҳои эҳтиётӣ дар сомонаи philips.com пайдо кунед.
Ман дар кушодани обгир душворӣ мекашам	Пеш аз кӯшиши кушодани обгир сӯрохи пуркуниро кушоед ва афшонакро хориҷ кунед. Ин бояд имкон фароҳам орад, то обгир ба осонӣ кушода шавад.

Кафолат ва дастгирӣ

Philips ба маҳсулоти худ ду сол пас аз санаи харид кафолат медиҳад. Нуқсонхӯе, ки бинобар маводи нодуруст ва сифати пасти кор ба вучуд омадаанд, аз ҳисоби Philips таъмир ё иваз карда мешаванд, ба шарте ки далели боварибахши харид дар давраи мувофиқ пешниҳод карда шавад. Philips барои кори бехтарин истифодаи афшонакҳои аслии Sonicare-ро тавсия медиҳад. Истифодаи дигар афшонакҳо метавонад ба ирригатори Compact Flosser-и шумо зарар расонад ва муҳофизати кафолати шуморо маҳдуд созад. Бо Маркази хизматрасонӣ ба мизочони мо бо рақами 1-800-682-7664 ё

www.philips.com/sonicare-warranty (Амрикои Шимолий) тамос гиред, берун аз Амрикои Шимолий бо Маркази маҳаллии хизматрасонӣ ба мизочони Philips тамос гиред. Барои гирифтани маълумот оид ба маҳсулот ва дастурҳои қорбари онлайн, лутфан нигаред ба: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Амрикои Шимолий) ё **www.philips.com/support** (берун аз Амрикои Шимолий).

ИСТИСНОҲОИ КАФОЛАТ

Кафолат чиро дар бар намегирад:

- Мулҳақаҳо

- Зараре, ки дар натиҷаи истифодаи қисмҳои ивазшудаи беиҷозат ё мулҳақаҳои беиҷозат расонида шудааст
- Зараре, ки дар натиҷаи истифодаи нодуруст, сӯиистифода, безътиноӣ, тағйирот ё таъмири беиҷозат расонида шудааст
- Фарсудагавии муқаррарӣ, аз ҷумла шикастҳо, харошҳо, кафиданиҳо, рангпартоӣ ё берангшавӣ

КАФОЛАТҲОИ НАЗАРДОШТАШУДА

КАФОЛАТҲОИ ДИЛҲОҶИ НАЗАРДОШТАШУДА, АЗ ОН ҶУМЛА КАФОЛАТҲОИ МОЛӢ ВА ҚОБИЛИЯТ БАРОИ МАҚСАДИ МУАЙЯН, БО МУҲЛАТИ АМАЛИ КАФОЛАТҲОИ ДАР БОЛО БАӢНГАРДИДА МАҲДУД КАРДА МЕШАВАНД. ДАР БАЪЗЕ КИШВАРҶО МАҲДУДИЯТИ ДАВОМНОКИИ КАФОЛАТҲОИ НАЗАРДОШТАШУДА ТАТБИҚ КАРДА НАМЕШАВАНД.

МАҲДУДИЯТИ ВАСОИТИ ҶИМОЯ

НА ДАР ЯГОН ҲОЛАТҶО ШИРКАТИ PHILIPS Ё КИ ШИРКАТҶОИ ВОБАСТА Ё КИ АЛОҚАМАНДИ ОН БАРОИ ЗАРАРҶОИ МАҲСУС, ТАСОДУФӢ Ё КИ БИЛВОСИТА ДАР АСОСИ КАФОЛАТ, ВАЙРОНКУНИИ ҚАРОРДОД, БЕАҲМИЯТӢ, ҲУҚУҚВАЙРОНКУНӢ Ё КИ НАЗАРИЯИ ДИЛҲОҶИ ДИГАРИ ҲУҚУҚӢ ӮҲДАДОР НАМЕБОШАНД. ЧУНИН ЗАРАР БЕ МАҲДУДИЯТ, ГУМКУНИИ САРМОЯ ИЛИ ДАРОМАДҶО; ГУМКУНИИ ФОИДА; ГУМКУНИИ ИСТИФОДА; ДАЪВОҶОИ ШАҲСОНИ СЕЮМ, АЗ ОН ҶУМЛА, БЕ МАҲДУДИЯТ, ДАНДОНПИЗИШКОН ВА БЕҲДОШТЧИЁНИ ДАНДОНПИЗИШКӢ; ВА АРЗИШИ ДАСТҶОХ Ё КИ ХИДМАТИ ДИЛҲОҶИ ИВАЗКУНАНДАРО ДАРБАР МЕГИРАД. ДАР БАЪЗЕ КИШВАРҶО СОҚИТКУНӢ Ё КИ МАҲДУДКУНИИ ЗАРАРҶОИ ТАСОДУФӢ Ё КИ БИЛВОСИТА ИҶОЗАТ ДОДА НАМЕШАВАД.

Истифодаи партовҳо



- Ин рамз маънои онро дорад, ки маҳсулоти электрикӣ ва батареяҳо бояд дар якҷоягӣ бо партовҳои оддии хонагӣ ҷойгир карда нашаванд.
- Қоидаҳои кишвари худро барои ҷудо кардани маҳсулоти электрикӣ ва батареяҳо риоя намоед.
- Иттилоотро дар бораи моддаҳои REACH, ки дар маҳсулоти Philips мавҷуд аст, дар www.philips.com/REACH пайдо кардан мумкин аст


Озод кардани батареяи барқгиранда

Ҳангоми партофтани маҳсул, батареяи зарядшавандаи дарунсохт бояд бо мутахассис ҷудо карда шавад. Дастурҳои ҷудокунии батареяҳои зарядшавандаи дарунсохт дар сомонаи www.philips.com/support дастрасанд.


- Ин асбоб дорои элементи барқгирандаи литий-ионӣ аст. БОЯД БА ТАВРИ ДУРУСТ АЗ НАВ ИСТИФОДА ШАВАД Ё ПАРТОФТА ШАВАД.

Барои ҷудо кардани батареяи барқгиранда ба шумо симбур ва мурваттоб лозим мешаванд. Ҳангоми риоя кардани тартиби дар поён овардашуда, қоидаҳои асосии беҳатариро риоя кунед.


- 1 Барои пурра ҳолӣ кардани заряди батареяи барқгиранда, бигзоред ирригатори компактӣ то он даме ки қатъ нашавад, кор кунад.




- 2 Барои хориҷ кардани обгир, онро кашида гиред.




3 Ду сарпӯши мурватдорро кушода гиред.




4 Мурватҳоро кушода гиред.



5 Қисмҳои дохилиро аз бадан кашед.



6 Сарпӯши батареяро кушода гиред.



7 Батареяро аз кашада гиред. Барои хориҷ кардани батарея симҳоро буред.

Огоҳӣ: Аз кунҷҳои тези лавҳаҳои батарея огоҳ бошед, то ба ангуштони худ осеб нарасонед.

8 Пайвастҳои батареяро бо банд пӯшонед, то аз расиши кӯтоҳи барқӣ боқимондаи батарея пешگیری карда шавад.



- 9 Батареяи барқгиранда акнун метавонад дубора истифода шавад ва боқимондаи маҳсулот ба таври мувофиқ партофта шавад.

Шарҳ: Таҷҳизотро бо партовҳои муқаррарии маишӣ дар охири мӯҳлати истифодааш напартонед, балки онро ба нуқтаи расмии ҷамъоварӣ барои коркард супоред. Бо ин кор Шумо ба ҳифзи муҳити зист кӯмак мекунед.

Використовуйте цей пристрій за призначенням. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та приладдя, уважно прочитайте цей буклет з інформацією та зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристрою може призвести до ризиків і серйозного травмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Тримайте зарядний кабель подалі від води.
- Перш ніж підключити зарядний кабель після чищення до розетки, переконайтеся, що він повністю сухий.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти й особи з послабленими відчуттями, фізичними, розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за умови, що користування відбувається під наглядом або їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям виконувати очищення та догляд без нагляду дорослих.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не мийте будь-які частини пристрою в посудомийній машині, якщо не вказано інше в розділі «Чищення».
- Не заряджайте виріб надворі або поблизу гарячих поверхонь.
- У цьому пристрої немає деталей, які користувач може відремонтувати самостійно. Якщо пристрій пошкоджено, припиніть його використання та зверніться до центру обслуговування клієнтів у вашій країні. Якщо USB-кабель або блок живлення USB пошкоджено, припиніть ним користуватися.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари або витратні матеріали Philips. Використовуйте лише оригінальні USB-кабель і USB-блок живлення (якщо входять до комплекту).
- Щоб не травмуватися, не наливайте в резервуар гарячу воду. Не кладіть у резервуар сторонні предмети.
- Цей пристрій призначено лише для чищення зубів і ясен.
- Не використовуйте його для чищення очей, вух або носа.
- Максимальна висота використання – 4500 м.
- Якщо пристрій не використовується над раковиною, вода може збиратися на стільниці або підлозі, що створює небезпеку, адже тоді можна посковзнутися.
- Регулярно очищайте пристрій (особливо всередині резервуара).

- Для заряджання використовуйте лише адаптери Philips WAA1001, WAA2001, UL або затверджені адаптери еквівалентного типу з вхідною потужністю (100–240 В~; 50/60 Гц; 3,5 Вт) та вихідною потужністю (5 В постійного струму; 2,5 Вт). Список адаптерів див. за посиланням www.philips.com/support.

МЕДИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- Припиніть використовувати пристрій і проконсультуйтеся зі стоматологом або лікарем, якщо відчуваєте дискомфорт чи біль під час користування або після нього виникає надмірна чи довготривала кровотеча.
- Цей пристрій належить до засобів особистої гігієни й не призначений для спільного використання кількома користувачами.
- Якщо протягом останніх 2 місяців вам робили операцію в ротовій порожнині чи на яснах, порадьтеся зі своїм лікарем-стоматологом, перш ніж користуватися пристроєм.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ЩОДО БАТАРЕЙ

- Цей пристрій містить акумулятори, які заборонено замінювати самостійно. Такі операції можуть проводити лише кваліфіковані особи.
- Використовуйте цей пристрій за призначенням. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та приладдя, уважно прочитайте цей буклет з інформацією та зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристрою може призвести до ризиків і серйозного травмування. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних пристроїв.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари та витратні матеріали Philips.
- Тримайте виріб та батареї подалі від вогню і не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур.
- Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний запах, змінює колір або якщо зарядка триває довше, ніж зазвичай, припиніть використання та зарядку пристрою й зверніться до Philips.
- Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохвильову печку або на індукційну кухонну плиту.

- Щоб запобігти нагріванню батарей або виділенню токсичних чи небезпечних речовин, не відкривайте, не змінюйте, не проколюйте, не пошкоджуйте і не розбирайте виріб та батареї. Не закорочуйте, не перезаряджайте батареї і не заряджайте їх із неправильно розміщеними полюсами.
- Цей пристрій містить незамінну акумуляторну батарею. Коли термін експлуатації батарей закінчиться, пристрій необхідно буде належним чином утилізувати (див. розділ "Утилізація").
- Заряджайте й використовуйте пристрій за температури від 3 °C до 40 °C.
- Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витоку, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою.
- Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими.
- Щоб уникнути короткого замикання батарей після виймання, слідкуйте, щоб металеві предмети (наприклад, монети, шпильки для волосся, каблучки) не торкалися клем батарей. Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батарей обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.
- Нижче наведено значення енергоспоживання.
 - Режим вимкнення (без насадок) < 0,1 Вт.
 - Режим із низьким енергоспоживанням < 0,3 Вт.
 - Заряджання пристрою: використовується USB (5 В постійного струму, 1 А).

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Умови зберігання та транспортування


Температура (транспортування й зберігання) має становити від -20 °C до +60 °C.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

На виробі можуть бути нанесені наведені нижче символи.



Цей символ означає, що перед використанням пристрою потрібно прочитати інструкцію.



Цей символ означає, що потрібно використовувати вказаний блок живлення.

Компонент знімного блока живлення: «xxxxxx» позначає номер моделі зарядного пристрою, схваленого для використання.

Вступ

Ласкаво просимо до світу пристроїв Philips! Вітаємо з покупкою іригатора Sonicare Compact Flosser! Щоб повною мірою скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті **philips.com/welcome**.

Призначення

Philips Sonicare Compact Flosser – це іригатор для ротової порожнини, який видаляє наліт і залишки їжі між зубами й очищує їхню поверхню, що дає змогу запобігати псуванню зубів і підтримувати здоров'я ясен. Цей виріб призначено для домашнього використання принаймні раз на день.

Іригатор Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Кнопка розблокування насадки
- 2 Кнопка "Увімк./Вимк."
- 3 Режимна кнопка
- 4 Світловий індикатор режиму
- 5 Індикатор рівня заряду
- 6 Резервуар
- 7 Порт наповнення / зберігання насадок
- 8 Зарядний порт

Аксесуари:

- 9 Насадка Comfort


10 Насадка Standard

11 USB-A до малої вилки (мережевий адаптер не входить у комплект)


Примітка. Аксесуари, що входять до комплекту, відрізняються залежно від придбаної моделі.

Початок роботи


Налаштування іригатора Compact Flosser



- 1 Обережно потягніть за кришку порту наповнення.




- 2 Зніміть насадку з відділення для зберігання.




- 3 Вставте потрібну насадку в пристрій.

Примітка. Переконайтеся, що насадка повністю вставлена та щільно прилягає до верхньої частини пристрою.



- 4 Переконайтеся, що кришка порту наповнення відкрита, а потім потягніть резервуар вниз.


Примітка. Коли кришка порту наповнення відкрита, резервуар легше потягнути вниз.



- 5 Тягніть резервуар униз до тих пір, поки пробка пристрою не опиниться над пробкою всередині резервуара.


Наповнення резервуара

Обережно! Від'єднайте зарядний пристрій від пристрою Compact Flosser, а лише потім наповнюйте резервуар і використовуйте іригатор.



- 1 Відкрийте порт наповнення й додайте в резервуар теплу воду.


АБО




Воду також можна заливати прямо в резервуар. Обережно витягніть резервуар з іригатора Compact Flosser й наповніть його водою до маркування максимального заповнення. Знову приєднайте резервуар і переконайтеся, що пробку пристрою та резервуар встановлено правильно.

- 2 Обережно закрийте порт наповнення.

Примітка. Не наповнюйте резервуар вище максимального маркування (200 мл).



Режими



Іригатор Compact Flosser підтримує три режими. Щоб перемикатися між режимами, натисніть кнопку вибору режиму.

Режими мають різну інтенсивність. Перераховано в послідовності від низької до високої інтенсивності:

Sensitive

Цей режим має таймер і забезпечує м'який напір води. Кожні 15 секунд таймер робить коротку паузу в генеруванні потоку води, підказуючи, що час переходити до наступної ділянки рота.

Pulse

Цей режим, що поєднує сильні й м'які імпульси, призначений для масажу й стимуляції ясен. Кожні 15 секунд таймер робить коротку паузу в генеруванні потоку води, підказуючи, що час переходити до наступної ділянки рота.

Clean (Чищення)

У цьому режимі з таймером подається струмінь води під постійним тиском для бездоганного чищення. Кожні 15 секунд таймер робить коротку паузу в генеруванні потоку води, підказуючи, що час переходити до наступної ділянки рота.

Примітка. Під час першого використання запустіть пристрій у режимі Sensitive із найнижчою інтенсивністю. Через кілька тижнів радимо підвищити інтенсивність. Так можна отримати кращі результати чищення, якщо зуби витримуватимуть більшу інтенсивність.

Примітка. Іригатор Compact Flosser постачається з активованим таймером. Щоб активувати або деактивувати таймер, коли іригатор Compact Flosser ввімкнено, натисніть і не відпускайте кнопку вибору режиму впродовж 3 секунд. Після деактивації таймера індикатор рівня заряду один раз засвітиться жовтим. Коли таймер активується, індикатор рівня заряду двічі засвітиться зеленим кольором.


Використання іригатора Compact Flosser



- 1 Перш ніж вмикати пристрій, спрямуйте наконечник насадки до раковини. Дайте воді витекти в раковину. Вимкніть пристрій, щойно з нього виллється вода.




- 2 Вставте наконечник насадки до рота. Нахиліться над раковиною та охопіть наконечник насадки губами, щоб запобігти розбризкуванню. Залиште достатньо простору, щоб вода виливалася з рота до раковини.



- 3 Розмістіть наконечник насадки над лінією ясен під кутом 90°.




- 4 Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення на ручці, щоб запустити іригатор Compact Flosser й почати чищення.




- а Починаючи із задніх зубів верхньої або нижньої щелепи, просувайте наконечник насадки вздовж лінії ясен із короткою паузою на кожному зубі.

Примітка. Повертайте насадку, якщо це необхідно, щоб краще розташувати її вздовж лінії ясен.



- b Слідкуйте за таймером, щоб очищати як зовнішню (15 секунд), так і внутрішню сторони зубів (15 секунд). Тобто чищення однієї зубної дуги триватиме 30 секунд.

Примітка. Не забувайте чистити задню поверхню зубів.




- с Слідкуйте за таймером і повторіть процедуру для іншої зубної дуги (15 секунд для задньої і 15 секунд для передньої сторони зубів). Виконайте чищення всіх ділянок поміж зубами й навколо них. Загальний час чищення складатиме щонайменше одну хвилину.


Примітка. Щоб зупинити струмінь води, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на іригаторі Compact Flosser.

Примітка. Щоб наповнити резервуар під час використання, вимкніть пристрій на час заповнення, а потім продовжіть чищення, доки не почистите всі ділянки поміж зубами та навколо протягом щонайменше хвилини.

Після кожного використання



- 1 Зніміть насадку, потягнувши за неї і одночасно втримуючи кнопку розблокування насадки.
- 2 Промийте наконечник теплою водою.



- 3 Обережно відкрийте порт наповнення у верхній частині іригатора Compact Flosser.

- 4 Вилийте зайву воду. Висушіть насадку, зовнішню частину ручки й резервуар.

- 5 Повторно вставте насадку в ручку.

Примітка. Щоб полегшити сушіння, тримайте порт наповнення відкритим або залишайте іригатор Compact Flosser в розібраному стані після використання (резервуар можна повністю витягнути).

Примітка. Не залишайте пристрій Compact Flosser в розібраному вигляді довше необхідного.

Заряджання та стан батареї


Іригатор Sonicare Compact Flosser розрахований на щонайменше 24 сеанси чищення, кожен із яких триватиме 1 хвилину за умови повністю зарядженого акумулятора. Пристрій вимикається через 2 хвилини використання.

Примітка. Повне заряджання акумулятора перед першим використанням може тривати до 4 годин, але іригатором Compact Flosser можна користуватися, навіть якщо акумулятор заряджено частково.

Зарядження




- 1 Щоб відкрити зарядний порт, обережно потягніть кришку на боковій стороні іригатора Compact Flosser.



- 2 Під'єднайте до мережевого адаптера USB з живленням на 5 В зарядний кабель (USB-A до малої вилки).

Примітка. Мережевий адаптер постачається не з усіма моделями. Використовуйте лише адаптер на 5 В (Type A).



- 3 Під'єднайте до зарядного порту зарядний кабель (USB-A до малої вилки).

Примітка. Спочатку переконайтеся, що ручка повністю висохла, а лише потім під'єднайте зарядний кабель (USB-A до малої вилки).



- 4 Під час зарядження індикатор заряду блимає.
- 5 Закривайте кришку зарядного порту на іригаторі Compact Flosser, якщо він не заряджається.

Стан батареї

Стан батареї

Індикатор рівня заряду показує заряд акумулятора, коли завершується сеанс чищення або зупиняється робота пристрою Compact Flosser.

Якщо іригатор Compact Flosser заряджається

Стан батареї	Індикатор заряду
Повністю заряджена	Світиться зеленим
Заряджається	Блимає зеленим

Примітка. Індикатор заряду блиматиме до повного заряджання. Коли під'єднаний до електромережі іригатор повністю зарядиться, індикатор світлитиметься зеленим 30 секунд, а потім вимкнеться.

Якщо іригатор Compact Flosser не заряджається

Стан батареї	Індикатор заряду
Повністю заряджена	Світиться зеленим
Наполовину розряджена	Блимає зеленим
Майже розряджена	Блимає жовтим
Повністю розряджена	Блимає жовтим 5 секунд, після чого пристрій Compact Flosser автоматично вимикається.


Примітка. Коли з'являється індикатор низького заряду акумулятора, іригатор Compact Flosser ще має працювати щонайменше 3 сеанси чищення, кожен із яких триває 1 хвилину.

Очищення


Очищуйте іригатор Compact Flosser раз на тиждень. Дотримуйтеся наведеної нижче процедури чищення пристрою і аксесуарів. Аксесуари можуть відрізнятися залежно від моделі.

Примітка. Не запускайте й не очищайте пристрій мийними розчинами з високим вмістом спирту.


Обережно! Не очищуйте пристрій Compact Flosser, коли до нього під'єднано зарядний кабель (USB-A до малої вилки). Перед очищенням від'єднайте пристрій від мережі та закрийте кришку зарядного порту.




- 1 Зніміть насадку, потягнувши за неї і одночасно втримуючи кнопку розблокування насадки.




- 2 Промийте наконечник теплою водою.



- 3 Обережно відкрийте порт наповнення у верхній частині іригатора Compact Flosser.



- 4 Залишки води виливайте в раковину.




- 5 Обережно дістаньте резервуар з іригатора Compact Flosser, потягнувши його вниз. Резервуар можна мити вручну теплою водою з м'яким мильним розчином. За потреби очищуйте ручку м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.


Зберігання

Пристрій Compact Flosser спроектовано так, що одну насадку можна зберігати в ручці. Для цього:


- 1 Зніміть насадку, потягнувши за неї і одночасно втримуючи кнопку розблокування насадки.



- 2 Обережно відкрийте порт наповнення у верхній частині іригатора Compact Flosser.




- 3 Вставте насадку в порт наповнення.




- 4 Складіть іригатор Compact Flosser, потягнувши резервуар угору.

Примітка. Коли кришка порту наповнення відкрита, резервуар легше скласти.



- 5 Обережно закрийте порт наповнення.



Заміна

Заміняйте насадки кожні півроку або негайно після пошкодження. Щоб придбати аксесуари чи запасні

частини, завітайте на веб-сайт **philips.com** або зверніться до місцевого дилера Philips Sonicare.

Примітка. Іригатор Compact Flosser можна використовувати лише з насадками Philips Sonicare Compact Flosser Nozzles. Пристрій не сумісний з іншими насадками Philips Sonicare (наприклад, з насадками для іригатора Power Flosser).

Усунення несправностей

Запитання	Відповідь
Чи можна наливати в резервуар ополіскувач або ефірні олії?	Не рекомендується заливати ефірні олії до резервуару. Ополіскувач можна змішати з водою й залити в резервуар. Після використання ополіскувача промийте пристрій теплою водою, щоб запобігти забиттю: частково заповніть резервуар і запустіть виріб, спрямувавши наконечник у раковину до спороження резервуара.
Чи сумісні інші насадки з іригатором Philips Sonicare Compact Flosser?	Використовуйте лише насадки Philips N1 і N2 для цього пристрою. Інші насадки від Philips або інших виробників несумісні із цим пристроєм.
Як часто потрібно замінювати насадку?	Радимо робити це через півроку використання. Докладніше про придбання запасних частин див. на сайті philips.com .
Мені не вдається витягнути резервуар	Відкрийте порт наповнення й дістаньте насадку, а потім спробуйте потягнути резервуар. Так він має легко відкритися.

Гарантія та підтримка

Компанія Philips надає дворічну гарантію на вироби з дати придбання. Недоліки, пов'язані з бракованими матеріалами або виробничими дефектами, буде

усунуто або виріб буде замінено коштом компанії Philips у разі надання переконливого доказу купівлі виробу у встановлений період. Компанія Philips рекомендує для максимальної ефективності використовувати лише оригінальні насадки Sonicare. Використання інших насадок може призвести до пошкодження іригатора Compact Flosser, що обмежить права на гарантійне обслуговування. Зверніться до нашого Центру обслуговування клієнтів, зателефонувавши на номер 1-800-682-7664 або відвідайте сторінку www.philips.com/sonicare-warranty (Північна Америка). За межами Північної Америки зверніться в місцевий Центр обслуговування клієнтів Philips. Відомості про пристрій і онлайн-інструкції для користувачів див. на сторінці <https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Північна Америка) або www.philips.com/support (за межами Північної Америки).

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

Що не покривається гарантією:

- насадки;
- пошкодження, які виникли внаслідок використання невідповідних запасних частин або невідповідних насадок;
- пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання, зловживання, недбалого поводження, внесення змін чи проведення несанкціонованого ремонту;
- природне зношування, зокрема відколи, подряпини, потертості, знебарвлення або потьмяніння.

НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ

БУДЬ-ЯКІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ, ЗОКРЕМА НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОБМЕЖЕНІ ТРИВАЛІСТЮ ЯВНИХ ГАРАНТІЙ, НАВЕДЕНИХ ВИЩЕ. У ДЕЯКИХ ШТАТАХ ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ.

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

КОМПАНІЯ PHILIPS І ЖОДНА З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ АБО ДОЧІРНИХ КОМПАНІЙ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НАВМИСНІ, ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ, УМОВ КОНТРАКТУ, НЕДБАЛОГО ПОВОДЖЕННЯ, ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЗАКОННИХ УМОВ. ТАКІ ЗБИТКИ ВКЛЮЧАЮТЬ, ЗОКРЕМА, ВТРАТУ ЗАОЩАДЖЕНЬ ЧИ ВИРУЧКИ; ВТРАТУ ПРИБУТКУ; ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ; ПРЕТЕНЗІЇ ТРЕТІХ СТОРІН, ЗОКРЕМА СТОМАТОЛОГІВ І СТОМАТОЛОГІВ-ГІГІЄНІСТІВ; А ТАКОЖ ВАРТІСТЬ БУДЬ-ЯКОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГ. ДЕЯКІ ШТАТИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВИПАДКОВИХ АБО ПОБІЧНИХ ЗБИТКІВ.

Утилізація



- Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.
- Інформацію щодо вмісту в продукції Philips речовин, обмежуваних згідно з регламентом REACH, див. на сторінці www.philips.com/REACH


Виймання акумуляторної батареї

Вбудовану акумуляторну батарею має виймати кваліфікований фахівець після утилізації пристрою. Інструкцію з виймання вбудованих акумуляторних батарей див. на сайті: **www.philips.com/support**.

- Цей пристрій містить літій-іонний акумуляторний елемент живлення. ЙІ СЛІД ПЕРЕРОБЛЯТИ АБО УТИЛІЗУВАТИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

Щоб дістати акумулятор, знадобиться викрутка й кусачки. Виконуючи наведені нижче дії, дотримуйтесь основних правил безпеки.


- 1 Щоб розрядити акумулятор, залиште пристрій Compact Flosser працювати до повної зупинки.




- 2 Зніміть резервуар, потягнувши його вниз.




- 3 Зніміть дві кришки гвинтів.




- 4 Відкрутіть гвинти.



- 5 Витягніть внутрішні компоненти з корпусу.



- 6 Зніміть кришку акумулятора.



- 7 Витягніть акумулятор із тримача. Переріжте дроти, щоб від'єднати акумулятор.

Увага! Щоб не травмувати пальці, пам'ятайте, що язички батареї мають гострі краї.

- 8 Обмотайте контакти акумуляторної батареї клейкою стрічкою, щоб запобігти короткому замиканню від залишкового заряду батареї.



- 9** Акумуляторну батарею тепер можна віддати на переробку, а решту виробу належним чином утилізувати.

Примітка. Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для переробки. Таким чином ви допоможете захистити довкілля.

Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді және оның батареялары мен аксессуарларын қолданбас бұрын, осы ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУЛЕР

- Зарядтау кабелін судан алшақ ұстаңыз.
- Тазалаудан кейін қабырға розеткасына қоспай тұрып, зарядтау кабелі толығымен құрғақ екенін тексеріңіз.
- Бұл құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар беріліп, басқа біреу қадағалаған және құралды пайдалануға қатысты қауіп-қатерлер түсіндірілген жағдайда, осы құралды балалар және физикалық мүмкіндігі мен ойлау, сезу қабілеті шектеулі, білімі мен тәжірибесі аз адамдар пайдалана алады. Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету қызметтерін бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.
- Балалардың өніммен ойнамауын қадағалаған жөн.
- «Тазалау» бөлімінде басқа нұсқау берілмесе, өнімнің ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинада тазаламаңыз.
- Өнімді далада немесе қызып тұрған заттардың жанында зарядтамаңыз.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. Құрылғы зақымдалған болса, оны пайдалануды тоқтатып, еліңіздегі тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. USB кабелі немесе USB қуат блогы зақымдалған болса, оны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Тек түпнұсқа Philips аксессуарларын немесе тұтынушылық заттарын пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілсе, тек түпнұсқа USB кабелі мен USB қуат көзі құрылғысын пайдаланыңыз.
- Жарақат алмау үшін ыдысқа ыстық су құймаңыз. Ыдысқа басқа нәрсе салмаңыз.
- Бұл құрылғы тек тістерді және қызыл иекті тазалауға арналған.
- Құрылғыны көз, құлақ немесе мұрын тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Ең жоғарғы пайдалану биіктігі — 4500 метр.
- Құрылғы шұңғылшаның үстінде пайдаланылмаса, үстел үстіндегі тақтайда немесе еденде су жиналып, сырғып кету қаупіне себеп болуы мүмкін.
- Өнімді (әсіресе ыдыстың ішін) тұрақты түрде тазалаңыз.

- Тек Philips WAA1001, WAA2001, UL немесе кіріс көрсеткіштері (100–240 V; 50/60 Hz; 3,5 W) және шығыс көрсеткіштері (5 Vdc; 2,5 W) баламалы қауіпсіз адаптерлермен қуаттандырыңыз. Адаптерлер тізімін www.philips.com/support веб-бетінен қараңыз.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР

- Егер сізде кардиостимулятор немесе басқа импланттық құрылғы болса, пайдаланар алдында дәрігеріңізге немесе импланттық құрылғының өндірушісіне хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін көп немесе ұзақ қан ақса немесе пайдалану кезінде қолайсыздық немесе ауырсыну сезілсе, құрылғы қолданысын тоқтатып, тіс дәрігеріне хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы электрлік тіс шайғышы — жеке күтім құрылғысы және көп пайдаланушы арасында ортақ пайдалануға арналмаған.
- Алдыңғы 2 айда ауыз немесе иек отасын жасатқан болсаңыз, бұл өнімді пайдаланбастан бұрын тіс маманынан кеңес алыңыз.

БАТАРЕЯНЫ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

- Бұл құрылғыда тек білікті адамдар шығаруы тиіс ауыстырылмайтын батареялар бар.
- Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді және оның батареялары мен аксессуарларын қолданбас бұрын, осы ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Қамтамасыз етілген аксессуарлар әртүрлі өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін.
- Тек түпнұсқа Philips аксессуарларын және тұтынушылық заттарын пайдаланыңыз.
- Өнім мен батареяларды өрттен сақтаңыз және тікелей күн сәулесі немесе жоғары температура әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Өнім қатты қызып кетсе немесе иіс шықса, түсі өзгерсе немесе зарядтау бұрынғыдан да ұзақ уақыт алса, өнімді пайдалану мен зарядтауды тоқтатып, Philips компаниясына хабарласыңыз.
- Өнімдерді және батареяларын микротолқынды пештерге немесе индукциялық плитаға салуға болмайды.
- Батареяларды қызудан немесе улы не қауіпті заттардың шығуынан қорғау үшін өнімді немесе батареяны ашуға, өзгертуге, тесуге, зақымдауға немесе бөлшектеуге болмайды. Батареяларды қысқа тұйықтауға, артық зарядтауға немесе кері күйде зарядтауға болмайды.

- Бұл құралда ауыстырылмайтын батареялар бар. Батареяны пайдалану мерзімі біткен соң, құрылғыны тиісінше қайта өңдеу керек, «Қайта өңдеу» бөлімін қараңыз.
- Өнімді 3–40°C (37–104°F) аралығында зарядтаңыз және пайдаланыңыз.
- Батареялар зақымдалса немесе сұйықтығы ақса, теріге немесе көзге тигізбеңіз. Осы орын алса, бірден сумен жақсылап шайып, медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды қолданған кезде қолыңыз, өнім және батареялар құрған екендігіне көз жеткізіңіз.
- Батареяларды алғаннан кейін, кездейсоқ қысқа тұйықтап алмау үшін батарея клеммаларын металл заттарға (мысалы, тиындар, қыстырғыштар, сақиналар) тигізбеңіз. Батареяларды алюминий жұқалтырға орамаңыз. Қоқысқа тастау алдында батарея клеммаларын ораңыз немесе батареяларды пластик қалтаға салыңыз.
- Қуат шығыны:
 - Өшірулі режим (тіркемелер жоқ) < 0,1 W
 - Төмен энергия режимі < 0,3 W
 - Зарядтау: USB арқылы зарядтау (5VDC, 1A)

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Сақтау және тасымалдау шарттары


Температура (Тасымалдау және сақтау) -20°C және +60°C (4°F және 140°F) аралығында

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ

Өнімде келесі таңбалар көрінуі мүмкін:

Бұл таңба құралды пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқауларын оқып шығуды білдіреді.





Бұл таңба көрсетілген қуат көзін пайдалану керектігін білдіреді.

Алынбалы қуат көзінің бөлшегі: «xxxxxx» таңбасы пайдалануға расталған зарядтағыштардың моделін білдіреді.

Кіріспе

Philips сайтына қош келдіңіз! Жаңа Sonicare Compact Flosser тазалағышыңыз құтты болсын. Philips ұсынатын қолдауын толық пайдалану үшін өнімді **philips.com/welcome** сайтында тіркеңіз.

Мақсатты пайдалану

Philips Sonicare Compact Flosser — тісжегінің пайда болуын азайту және қызыл иек саулығын жақсарту үшін тістеріңіздің арасындағы және тіс бетіндегі дақтарды және тамақ қалдықтарын кетіруге арналған ауыз қуысын тазалағыш. Бұл өнім тұрмыстық жағдайда пайдалануға арналған, әдетте оны кемінде күніне бір рет қолдану керек.


Сіздің Philips Sonicare Compact Flosser

- 1 Саптаманы шешетін түйме
- 2 Қуатты қосу/өшіру түймесі
- 3 Режим түймесі
- 4 Режим индикаторының шамы
- 5 Батарея индикаторлық шамы
- 6 Ыдыс
- 7 Толтыру порты/Саптаманы сақтау
- 8 Зарядтау порты
- Аксессуарлар**
- 9 Comfort саптамасы
- 10 Standard саптамасы
- 11 Шағын ашаға арналған USB-A (қабырға адаптері кірмейді)


Ескертпе: Сатып алынған үлгіге байланысты қамтылған аксессуарлар өзгеше болуы мүмкін.

Жұмыс жасатуды бастау


Compact Flosser орнатыңыз



- 1 Толтыру портының қақпағын ақырын тартыңыз.




- 2 Сақтау бөлімінен саптаманы алыңыз.




- 3 Саптаманы құрылғыға салыңыз.

Ескертпе: Саптаманың толық салынғанына көз жеткізіп, құрылғының жоғарғы жағымен шайыңыз.



- 4 Толтыру портының қақпағы ашық екеніне көз жеткізіңіз және ыдысты төмен тартыңыз.


Ескертпе: Толтыру портының қақпағы ашық болғанда, ыдысты түсіру оңайырақ.




- 5 Құрылғының тығыны ыдыс ішіндегі тығыннан жоғары болғанша резервуарды төмен қарай тартыңыз.

Ыдысты толтыру

Ескерту: Ыдысты толтыру және құрылғыны қолдану алдында зарядтағышты Compact Flosser құрылғысынан алыңыз.




- 1 Толтыру портын ашып, ыдысқа жылы су құйыңыз.
Немесе




Суды сондай-ақ тікелей ыдысқа құюға болады. Ыдысты Compact Flosser құрылғысынан ақырын тартып алып, суды максималды толтыру сызығына дейін құйыңыз. Ыдысты қайта бекітіп, құрылғы тығыны мен ыдыстың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 2 Толтыру портын ақырын жабыңыз.

Ескертпе: Ыдысқа құю кезінде максималды толтыру сызығынан (200 ml) асырмаңыз.



Режимдер



Compact Flosser құрылғысының үш түрлі режимі бар. Режимдерді ауыстыру үшін режим түймесін басыңыз. Режимдердің қарқындылығы әртүрлі. Төменнен жоғарыға қарай тізілген:

Sensitive

Қарқындылықты реттеуіші бар бұл режим жұмсақ су қысымын қамтамасыз етеді. Реттеуіш 15 секунд сайын ағын судың қысқа кідірісі арқылы аузыңыздың келесі бөліміне қашан ауысу қажеттігін көрсетеді.

Импульс

Бұл режим күшті және әлсіз импульстарды ауыстырады және қызыл иекті уқалауға және стимуляциялауға арналған. Реттеуіш 15 секунд сайын

ағын судың қысқа кідірісі арқылы аузыңыздың келесі бөліміне қашан ауысу қажеттігін көрсетеді.


Clean

Бұл режим реттеуіш арқылы жақсы тазалау үшін тұрақты су қысымымен қамтамасыз етеді. Реттеуіш 15 секунд сайын ағын судың қысқа кідірісі арқылы аузыңыздың келесі бөліміне қашан ауысу қажеттігін көрсетеді.

Ескертпе: Алғаш рет пайдаланған кезде құрылғыны Sensitive режимінің ең төменгі қарқындығында іске қосыңыз. Бірнеше апталық курстан кейін пайдаланылатын қарқындылық деңгейін көтерген дұрыс. Ол жақсы тазалау нәтижесін беруі мүмкін, себебі сіз әлдеқайда жоғары қарқындылыққа төзе аласыз.

Ескертпе: Бұл Compact Flosser реттеуіші іске қосылған күйінде жеткізіледі. Өшірулі Compact Flosser құрылғысындағы реттеуішті қосу немесе өшіру үшін режимді таңдау түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Өшірілген кезде батареяның индикатор шамы бір рет сары болып жыпылықтайды. Іске қосылған кезде батареяның индикатор шамы екі рет жасыл болып жыпылықтайды.

Compact Flosser құрылғысын пайдалану




- 1** Құрылғыны қоспас бұрын, саптаманың ұшын бақалшаққа бағыттаңыз. Суды бақалшаққа ағызыңыз. Құрылғыдан су тартылған кезде, оны өшіріңіз.



- 2** Саптама ұшын аузыңызға салыңыз. Бақалшаққа қарай еңкейіп, шашыратпау үшін саптама ұшын ерніізбен жартылай жабыңыз. Су аузыңыздан бақалшаққа құйылу үшін орын жеткілікті қалсын.


- 3 саптаманың ұшын қызыл иектің үстіне 90° бұрышпен қойыңыз.



- 4 Compact Flosser құрылғысын қосу және тіс тазалауды бастау үшін тұтқадағы қуат қосу/өшіру түймесін басыңыз.




- a Үстіңгі не астыңғы жақтағы артқы тістеріңізден бастап саптама ұшын қызыл иек бойымен кіргізіп, әр тістің арасында аздап ұстаңыз.




Ескертпе: Қызыл иек сызығы бойымен оңай орналастыру үшін саптаманы қалауыңызша бұрыңыз.

- b Аузыңыздың бір доғасында барлығы 30 секунд бойы тістеріңіздің сыртын (15 секунд) және ішкі жағын (15 секунд) тазалау үшін реттеуіш бойынша жүргізіңіз.



Ескертпе: Тістеріңіздің ішкі жақтарын тазалауды ұмытпаңыз.




- c Реттеуішті соңынан жүргізіңіз және тістің айналасы мен арасындағы барлық кеңістіктер кем дегенде бір минут бойы тазаланғанша аузыңыздың басқа доғасында ішкі жағынан тағы 15 секунд және сыртқы жағынан 15 секунд қайталаңыз.

Ескертпе: Compact Flosser құрылғысындағы қосу/өшіру түймесін басу арқылы су ағынын тоқтата аласыз.


Ескертпе: Пайдалану кезінде ыдыстың суын ауыстыратын болсаңыз, ыдысқа қайта су құярда құрылғыны сөндіріп қойыңыз, сосын тістердің айналасындағы және арасындағы барлық орын

кем дегенде бір минут тазаланғанша тоқтаған жерден жалғастырыңыз.


Пайдаланғаннан кейін




- 1 Саптаманы тарту және саптаманы босату түймесін бір уақытта ұстап тұру арқылы саптаманы алыңыз.




- 2 Саптама ұшын жылы сумен шайыңыз.



- 3 Compact Flosser үстіндегі толтыру портын ақырын ашыңыз.



- 4 Артық суды төгіп тастаңыз. Саптаманы, тұтқаның сыртын және ыдысты құрғатыңыз.



- 5 Саптаманы тұтқаға қайта кигізіңіз.

Ескертпе: Кептіруді жеңілдету үшін толтыру портын ашық ұстаңыз немесе пайдалану арасында Compact Flosser құрылғысын бөлшектелген күйде қалдырыңыз (ыдысты толығымен тартып шығаруға болады).


Ескертпе: Compact Flosser құрылғысын қажетті уақыттан ұзақ жиналмаған күйде қалдырмаңыз.

Зарядтау және батарея күйі


Sonicare Compact Flosser құрылғысы толық зарядталған батареяда әрбір сеанс 1 минутқа созылатын кем дегенде 24 тазалау сеансын қамтамасыз етуге арналған. Құрылғы 2 минут пайдаланғаннан кейін өшеді.

Ескертпе: Алғаш пайдалану алдында батареяны толық зарядтауға 4 сағатқа дейін уақыт кетуі мүмкін, бірақ Compact Flosser құрылғысын толық зарядтамай тұрып пайдалануға болады.

Зарядтау




- 1 Зарядтау портын шығару үшін Compact Flosser құрылғысы жағындағы зарядтау портын ақырын тартыңыз.



- 2 Шағын ашаға қосылатын USB-A зарядтау кабелін 5V USB қабырға адаптеріне жалғаңыз.

Ескертпе: Қабырға адаптері барлық модельдерінің жинағына кірмейді. 5V адаптерді ғана қолданыңыз (А үлгісі).



- 3 Шағын ашаға қосылатын USB-A зарядтау кабелін зарядтау портына жалғаңыз.

Ескертпе: Шағын ашаға қосылатын USB-A зарядтау кабелін жалғау алдында тұтқаның толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.



- 4 Батарея индикаторы зарядтау кезінде жыпылықтайды.
- 5 Белсенді зарядталмағанда, Compact Flosser құрылғысындағы зарядтау портының қақпағын жабыңыз.

Батареяның күйі

Батареяның күйі

Тазалау сеансын аяқтаған кезде немесе Compact Flosser құрылғысын уақытша тоқтатқан кезде, батарея индикаторы батарея күйін көрсетеді.

Compact Flosser зарядталып жатқанда

Батареяның күйі	Батарея индикаторы
Толық	Жасыл болып жанып тұр
Зарядтау	Жасыл болып жыпылықтап тұр

Ескертпе: Батарея толық зарядталғанша, индикатор жыпылықтайды. Қуат желісіне қосылған кезде толық зарядталып болғанда, жарық 30 секунд жасыл болып жанады, содан кейін сөнеді.

Compact Flosser зарядталмай тұрғанда

Батареяның күйі	Батарея индикаторы
Толық	Жасыл болып жанып тұр
Орташа	Жасыл болып жыпылықтап тұр
Төмен	Сары болып жыпылықтап тұр
Бос	Сары болып 5 секунд жыпылықтайды да, Compact Flosser автоматты түрде өшеді


Ескертпе: Батарея қуатының аздығын білдіретін индикатор пайда болған кезде, Compact Flosser кемінде 3 сеанс қамтамасыз етеді, әр сеанс 1 минутқа созылады.

Тазалау


Compact Flosser құрылғысын аптасына бір рет тазалап тұру керек. Құрылғы мен аксессуарларды төмендегідей тазалаңыз. Аксессуарлар модельге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Ескертпе: Құрылғыны спирт үлесі жоғары тазалау ерітінділерімен іске қоспаңыз немесе тазаламаңыз.


Ескерту: Шағын ашаға қосылатын USB-A жалғанған кезде Compact Flosser құрылғысын тазаламаңыз. Тазалаудан бұрын құрылғыны розеткадан суырып, зарядтау портының қақпағын жабыңыз.




- 1 Саптаманы тарту және саптаманы босату түймесін бір уақытта ұстап тұру арқылы саптаманы алыңыз.




- 2 Саптама ұшын жылы сумен шайыңыз.



- 3 Compact Flosser үстіндегі толтыру портын ақырын ашыңыз.



- 4 Қалған суды шұңғылшаға құйыңыз.




- 5 Ыдысты Compact Flosser құрылғысынан ақырын тартып шығарыңыз. Ыдысты жылы сумен және жұмсақ сабынмен қолмен жууға болады. Қажет болған жағдайда сапты жұмсақ шүберек пен жұмсақ сабынның көмегімен тазалауға болады.


Сақтау

Compact Flosser тұтқада бір саптаманы сақтауға болатындай етіп жасалған. Бұл функцияны пайдалану үшін:


- 1 Саптаманы тарту және саптаманы босату түймесін бір уақытта ұстап тұру арқылы саптаманы алыңыз.



- 2 Compact Flosser үстіндегі толтыру портын ақырын ашыңыз.




- 3 Саптаманы толтыру портына салыңыз.




- 4 Ыдысты жоғары итеру арқылы Compact Flosser құрылғысын жинаңыз.

Ескертпе: Толтыру портының қаппағы ашық болғанда, ыдысты жинау оңайырақ.



- 5 Толтыру портын ақырын жабыңыз.



Ауыстыру

Саптамаларды 6 сайын немесе зақымдалған кезде бірден ауыстырыңыз. Аксессуарларды немесе қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін **philips.com** сайтына кіріңіз немесе жергілікті Philips Sonicare дилеріне барыңыз.

Ескертпе: Compact Flosser тек Philips Sonicare Compact Flosser саптамаларымен үйлесімді. Ол Philips Sonicare басқа саптамаларымен, мысалы, Power Flosser құрылғысына арналған саптамалармен үйлесімді емес.

Ақаулықтарды жою

Сұрақ	Жауап
Резервуарда ауыз шаятын сұйықтықты немесе эфир майларын пайдалануға бола ма?	Резервуарға эфир майларын пайдаланбаған дұрыс. Ауыз шаятын сұйықтық сумен араласып кетуі мүмкін және оны резервуарда пайдалануға болады. Ауыз шаятын сұйықтықты пайдаланған соң, резервуарға жартылай жылы су құйып және резервуар босағанша өнімді бақалшаққа қаратып, құрылғыны жақсылап шайыңыз.
Басқа саптамалар менің Philips Sonicare электрлік тіс шайғышыма сәйкес келе ме?	Осы құрылғы үшін тек Philips N1 және N2 саптамаларын пайдаланыңыз. Басқа Philips саптамалары немесе Philips брендіне жатпайтын саптамалар бұл өніммен үйлесімді емес.
Саптамамды қанша уақытта ауыстырып тұруым керек?	Саптамаңызды 6 ай қолданған сайын ауыстырып тұруға кеңес береміз. Қосалқы бөлшектерді сатып алу туралы ақпаратты philips.com сайтынан табуға болады

Сұрақ

Ыдысты кеңейту кезінде қиындыққа тап болдым

Жауап

Ыдысты кеңейту алдында толтыру портын ашыңыз және саптаманы алыңыз. Бұл ыдысты оңай кеңейтуге мүмкіндік беруі тиіс.

Кепілдік және қолдау көрсету

Philips өнімдеріне сатып алу күнінен бастап екі жылға кепілдік береді. Нашар материалдарға және өндіріс кемшіліктеріне байланысты ақауларды Philips өзінің есебінен жөндейді немесе өнім ауыстырылады, ол үшін белгілі мерзімде сатып алу дәлелін беру керек. Philips компаниясы оңтайлы жұмыс үшін түпнұсқа Sonicare саптамаларын пайдалануды ұсынады. Басқа саптамаларды пайдалану Compact Flosser шайғышына зақым келтіріп, кепілдік шарттарын шектеуі мүмкін. Тұтынушыларды қолдау орталығымызға 1-800-682-7664 немесе **www.philips.com/sonicare-warranty** (Солтүстік Америка) нөмірі бойынша, ал Солтүстік Америкадан тыс жерлерде жергілікті Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Өнім туралы ақпаратты және онлайн пайдаланушы нұсқауларын мына сайттан қараңыз: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (Солтүстік Америка) немесе **www.philips.com/support** (Солтүстік Америкадан тыс).

КЕПІЛДІКТІҢ ҚИЫС ЖАҒДАЙЛАРЫ

Кепілдікте қамтылмаған нәрселер:

- Саптамалар
- Рұқсат етілмеген қосалқы бөлшектерді немесе саптамаларды пайдаланудан келген зақым
- Дұрыс пайдаланбаудан, асыра пайдаланудан, немқұрайлылықтан, енгізілген өзгерістерден немесе рұқсатсыз жөндеуден туындаған зақым
- Қалыпты тозу, соның ішінде сынып кету, сырылу, мүжілу, түсінің өзгеруі немесе түссіздену

ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР

КЕЗ КЕЛГЕН ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР, СОНЫҢ ІШІНДЕ САТУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ ПЕН НАҚТЫ МАҚСАТҚА СӘЙКЕСТІКТІК ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРІ ЖОҒАРЫДА ОРНАТЫЛҒАН ТІКЕЛЕЙ КЕПІЛДІКТЕРДІҢ ҰЗАҚТЫҒЫНА ШЕКТЕЛЕДІ. КЕЙБІР ШТАТТАРДА ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРДІҢ ҰЗАҚТЫҒЫНА ШЕКТЕУЛЕР ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.

ҚҰНЫН ӨТЕУ ШЕКТЕУІ

ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА PHILIPS НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ОНЫҢ БӨЛІМШЕ НЕМЕСЕ ОТАУ КОМПАНИЯЛАРЫ ЕШҚАНДАЙ АРНАЙЫ, АПАТТЫҚ НЕМЕСЕ РЕТТІК ЗАҚЫМДАРҒА КЕПІЛДІКТІҢ БҰЗЫЛУЫ, КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ БҰЗЫЛУЫ, НЕМҚҰРАЙЛЫЛЫҚ, ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЗАҢДЫҚ ТЕОРИЯ НЕГІЗІНДЕ ЖАУАПТЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. МҰНДАЙ ЗАҚЫМДАРҒА КЕЛЕСІЛЕР ЖАТАДЫ, ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САЛЫМДАРДЫҢ НЕМЕСЕ КІРІСТІҢ ЖОҒАЛУЫ; ПАЙДАНЫҢ ЖОҒАЛУЫ; ҮШІНШІ ТАРАПТАРДЫҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ, ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, ТІС ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ТІС ГИГИЕНИСТТЕРІНІҢ ШАҒЫМДАРЫ; ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТЫҢ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ. КЕЙБІР ШТАТТАР ЖАНАМА НЕМЕСЕ РЕТТІК ЗАҚЫМДАРДЫҢ ҚИЫС ЖАҒДАЙЫНА НЕМЕСЕ ШЕКТЕУІНЕ РҰҚСАТ ЕТПЕЙДІ.

Өңдеу



- Бұл белгі электр өнімдері мен батареяларды күнделікті үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайтынын білдіреді.
- Электр өнімдері мен батареяларды бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.
- Philips өнімдеріндегі заттар туралы ақпаратты www.philips.com/REACH веб-сайтынан табуға болады

Қайта зарядталатын батареяларды алу

Өнім тасталған кезде, кірістірілген қайта зарядталатын батареяны білікті маман алуы қажет.


Кірістірілген қайта зарядталатын батареяларды алу нұсқауларын www.philips.com/support веб-сайтынан табуға болады.

- Бұл құралда литий-ион аккумулятор бар. ДҰРЫС ҚАЙТА ӨНДЕЛУІ НЕМЕСЕ ТАСТАЛУЫ ҚАЖЕТ.

Қайта зарядталатын батареяны алу үшін бұрауыш пен сым кескіш қажет. Төменде сипатталған процедураны орындау кезінде негізгі сақтық шараларына назар аударыңыз.

1 Қайта зарядталатын батарея зарядын толықтай бітіру үшін Compact Flosser құрылғысын тоқтағанша жұмыс істетіңіз.


2 Ыдысты тартып алу арқылы алыңыз.




3 Екі бұрандалы қақпақты алыңыз.




4 Бұрандаларды алыңыз.




5 Ішкі бөліктерді корпустан тартыңыз.





6 Батарея қақпағын алыңыз.



7 Батарея салғыштан батареяны тартып шығарыңыз. Батареяны шығару үшін сымдарды кесіңіз.

Абайлаңыз: Саусақтарыңызды ауыртып алмас үшін, батарея ілмектерінің өткір ұштарына тиіп кетпеңіз.

8 Қалдық батарея зарядынан қысқа тұйықталуды болдырмау үшін батарея түйіспелерін лентамен жабыңыз.

9 Енді зарядталмалы батареяны қайта өңдеуге жіберуге және өнімнің қалған бөлігін тиісінше қоқысқа тастауға болады.



Ескертпе: Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Бұлай істеу арқылы қоршаған ортаға зиян келтірмейсіз.

Սարքն օգտագործեք միայն ըստ նպատակի: Սարքը, դրա մարտկոցները և պարագաներն օգտագործելուց առաջ կարդացեք այս տեղեկագիրը և պահեք այն հետագայի համար: Ոչ նպատակային օգտագործումը կարող է առաջացնել վտանգներ կամ լուրջ վնասվածքներ:

ԶԳՈՒՀԱՑՈՒՄՆԵՐ

- Հեռու պահեք լիցքավորման մալուխը ջրից:
- Մաքրելուց հետո, համոզվեք, որ լիցքավորման մալուխը լիովին չոր է, նախքան այն պատի վարդակին միացնելը:
- Երեխաները և ֆիզիկական, զգացողական կամ մտավոր թույլ կարողություններով մարդիկ կարող են օգտագործել սարքը միայն վերահսկողության ներքո, կամ եթե նրանք ստացել են օգտագործման համապատասխան հրահանգներ և հասկանում են հնարավոր վտանգները: Սարքի մաքրման և սպասարկման գործողությունները չեն կարող արվել երեխաների կողմից, եթե նրանք չեն վերահսկվում:
- Երեխաներին անհրաժեշտ է պահել վերահսկողության տակ՝ համոզվելու, որ նրանք չեն խաղում պրոդուկտի հետ:
- Մի լվացեք սարքի որևէ մաս սպասքի լվացման մեքենայում, եթե հակառակը ցուցված չէ Մաքրման բաժնում:
- Մի լիցքավորեք սարքը դրսում կամ տաք մակերեսների մոտ:
- Այս սարքը չի պարունակում է օգտվողի կողմից սպասարկվող մասեր: Եթե սարքը վնասված է, մի օգտագործեք այն և կապվեք ձեր երկրի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ: Եթե USB մալուխը կամ USB սնուցման բլոկը վնասված է, այլևս մի օգտագործեք այն:
- Միայն օգտագործեք Philips-ի օրիգինալ աքսեսուարներ կամ ծախսվող նյութեր: Միայն օգտագործեք օրիգինալ USB մալուխը և USB սնուցման բլոկը (եթե դրանք մատակարարվել են):
- Մարմնական վնասվածքներից խուսափելու համար ջրամանի մեջ տաք ջուր մի լցրեք: Ջրամանի մեջ կողմնակի առարկաներ մի դրեք:
- Այս սարքը նախատեսված է միայն ատամները, լնդերը մաքրելու համար:
- Մի օգտագործեք աչքերը, ականջները կամ քիթը մաքրելու համար:
- Օգտագործման առավելագույն բարձրությունը 4500 մետր է:
- Եթե սարքը չօգտագործվի լվացարանի վրա, ապա մակերեսի կամ հատակի վրա կարող է ջուր կուտակվել և սահելու վտանգ ներկայացնել:
- Պարբերաբար մաքրեք սարքը (հատկապես ջրամանի ներսը):

- Լիցքավորեք միայն Philips WAA1001, WAA2001, UL կամ անվտանգության տեսակետից համարժեք հաստատված հարմարակցիչներով մուտքային չափորոշիչներ՝ (100–240 V~, 50/60 Hz, 3,5 W), ելքային չափորոշիչներ՝ (5 V ուղիղ հոսանք, 2,5 W): Հարմարիչների ցանկին խնդրում ենք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ www.philips.com/support:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՉԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

- Եթե օգտագործում եք սրտի ռիթմավար կամ այլ իմպլանտավորած սարք, կապվեք ձեր բժշկի կամ իմպլանտի արտադրողի հետ՝ նախքան սարքի օգտագործումը:
- Դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի/բժշկի հետ, եթե օգտագործելուց հետո ավելորդ կամ երկարատև արյունահոսություն է առաջանում, կամ եթե օգտագործման ընթացքում անհանգստություն կամ ցավ եք զգում:
- Այս սարքը անհատական խնամքի սարք է և նախատեսված չէ մի քանի օգտատերերի կողմից համաօգտագործման համար:
- Եթե ունեցել եք բերանի կամ լնդերի վիրահատություն նախկին 2 ամսում, ապա խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի հետ՝ նախքան այս սարքն օգտագործելը:

ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

- Այս սարքը պարունակում է փոխարինման ոչ ենթակա մարտկոցներ, որոնք պետք է հեռացվեն միայն դրակավորված անձանց կողմից:
- Սարքն օգտագործեք միայն ըստ նպատակի: Սարքը, դրա մարտկոցները և պարագաներն օգտագործելուց առաջ կարդացեք այս տեղեկագիրը և պահեք այն հետագայի համար: Ոչ նպատակային օգտագործումը կարող է առաջացնել վտանգներ կամ լուրջ վնասվածքներ: Հետը տրամադրված աքսեսուարները կարող են տարբեր լինել տարբեր սարքերի համար:
- Միայն օգտագործեք Philips-ի օրիգինալ աքսեսուարներ և ծախսվող նյութեր:
- Սարքն ու մարտկոցները հեռու պահեք կրակից և մի դրեք անմիջական արևի ճառագայթների տակ կամ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Եթե սարքն արտասովոր կերպով տաքանում է կամ դրանից հոտ է գալիս, փոխում է գույնը կամ, եթե լիցքավորվում է սովորականից երկար ժամանակի ընթացքում, մի օգտագործեք և մի լիցքավորեք այն ու կապվեք Philips-ի հետ:
- Սարքերն ու մարտկոցները մի դրեք միկրոալիքային վառարանների կամ ինդուկցիոն վառարանների մեջ:

644 Հայերեն

- Մի բացեք, փոփոխեք, ծակեք, վնասեք կամ ապամոնտաժեք սարքը կամ մարտկոցը՝ մարտկոցների տաքացումը կամ թունավոր կամ վտանգավոր նյութերի արտազատումը կանխելու համար: Մի ենթարկեք մարտկոցները կարծ միացման, չափից ավել կամ հակառակ կողմով մի լիցքավորեք մարտկոցները:
- Այս սարքը պարունակում է փոխարինման ոչ ենթակա մարտկոցներ: Մարտկոցի շահագործման ժամկետի ավարտին սարքն անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով թափոնացնել՝ Վերամշակման մասին բաժնի պահանջների համաձայն:
- Սարքը լիցքավորեք և օգտագործեք 3 °C-ից 40 °C (37 °F-ից 104 °F) ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Եթե մարտկոցները վնասված են կամ արտահոսք եք նկատում, խուսափեք մաշկի կամ աչքերի հետ շփումից: Եթե դա տեղի ունենա, անմիջապես լավ լվացեք ջրով և դիմեք բժշկի:
- Մարտկոցների հետ գործ ունենալիս՝ համոզվեք, որ ձեր ձեռքերը, սարքավորումը և մարտկոցները չոր են:
- Հեռացնելուց հետո մարտկոցների պատահական կարծ միացումից խուսափելու համար գերծ պահեք մարտկոցները մետաղական առարկաների հետ շփումից (օրինակ՝ մետաղադրամներ, մազակալներ, մատանիներ): Մի փաթաթեք մարտկոցները այլումինե փայլաթիթեղի մեջ: Թափելուց առաջ փաթաթեք մարտկոցի տերմինալները կամ մարտկոցները դրեք ցելոֆանի տոպրակի մեջ:
- Էլեկտրաէներգիայի սպառումը.
 - Անջատված ռեժիմ (առանց կցամասերի) < 0,1 Վտ
 - Ցածր էներգիայի ռեժիմ < 0,3 Վտ
 - Լիցքավորում. USB լիցքավորում (5VDC, 1A)

Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (EMF)

Philips-ի այս սարքը համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության վերաբերյալ կիրառվող բոլոր ստանդարտներին և նորմերին:

Պահպանման և փոխադրման պայմաններ


Ջերմաստիճանը (Յոխադրման և պահեստավորման)
-20 °C-ից 60 °C (-4°F-ից 140 °F)

ՊԱՅՊԱՆԵՔ ԱՅՍ ՀՐԱՅԱՆԳՆԵՐԸ

Արտադրանքի վրա կարող են ցուցադրվել հետևյալ նշանները.



Այս նշանը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է կարդալ օգտագործման հրահանգները՝ նախքան սարքն օգտագործելը:



Այս նշանը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է օգտագործել նշված էլեկտրամատակարարումը: Էլեկտրասնուցման հանովի մաս. «xxxxxx»-ը ցույց է տալիս հաստատված լիցքավորիչների մոդելի համարը, որը պետք է օգտագործվի:

Ներածություն

Բարի գալուստ Philips: Շնորհավորում ենք ձեզ նոր Sonicare Compact Flosser ձեռք բերելու կապակցությամբ: Philips-ի կողմից առաջարկվող աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր սարքը philips.com/welcome էջում:

Նպատակային օգտագործում

Philips Sonicare Compact Flosser բերանի խոռոչի ոռոգիչը նախատեսված է ատամների արանքից և ատամների մակերևույթից ատամնափառը և սննդի մնացորդները հեռացնելու համար՝ ատամների քայքայումը նվազեցնելու և լնդերի առողջությունը բարելավելու ու պահպանելու համար: Այս սարքը նախատեսված է տան պայմաններում օգտագործելու համար՝ որպես կանոն օրական առնվազն մեկ անգամ:

Ձեր Philips Sonicare Compact Flosser-ը

- 1 Փողակի անջատման կոճակ
- 2 Հոսանքի միացման/անջատման կոճակ
- 3 Ռեժիմի կոճակ
- 4 Ռեժիմների ցուցիչի լույս
- 5 Մարտկոցի ցուցիչի լույս
- 6 Ջրաման
- 7 Լցման անցք/Փողակի պահեստավորում
- 8 Լիցքավորման միացք

Պարագաներ


- 9 Comfort փողակ
- 10 Standard փողակ
- 11 USB-A-ից դեպի փոքր խրոցակ (պատի հարմարակցիչը ներառված չէ)

Նշում՝ Հետը տրամադրվող աքսեսուարները կարող են տարբերվել՝ գնված մոդելից կախված:


Ինչից սկսել

Կարգավորեք ձեր Compact Flosser-ը

- 1 Մեղմորեն հետ քաշեք լցման անցքի կափարիչը:




- 2 Հանեք փողակը պահեստավորման բաժանմունքից:




- 3 Տեղադրեք փողակը սարքի մեջ:


Նշում՝ Համոզվեք, որ փողակը մինչև վերջ մտցվել է սարքի մեջ և հավասարեցվել վերևի եզրի հետ:



- 4 Համոզվեք, որ լցման անցքի կափարիչը բաց է և ցած քաշեք ջրամանը:

Նշում՝ Երբ լցման անցքի կափարիչը բաց է, ջրամանը ցած քաշելն ավելի հեշտ է:







- 5 Ցած քաշեք ջրամանն այնքան, մինչև սարքի խցանը ջրամանի ներսում գտնվող խցանից վերև լինի:

Ջրամանի լիցքավորումը

Ձգուշացում՝ Ջրամանը լցնելուց և սարքն օգտագործելուց առաջ Compact Flosser սարքից անջատելը լիցքավորիչը:


- 1 Բացեք լցման անցքը և ջրամանը լցրեք գոլ ջրով:
Կամ




Ջուրը կարող է նաև լցվել անմիջապես ջրամանի մեջ: Ձգուշորեն դուրս քաշեք ջրամանը Compact Flosser-ից և լցրեք այն ջրով՝ մինչև առավելագույն լիցքավորման գիծը: Կրկին տեղադրեք ջրամանը և համոզվեք, որ սարքի և ջրամանի խցանները ճիշտ տեղում են:

- 2 Ձգուշորեն փակեք լցման անցքը:

Նշում՝ Ջրամանը լցնելիս աշխատեք չգերազանցել առավելագույն լիցքավորման գիծը (200մլ):



Ռեժիմներ



Ձեր Compact Flosser-ն ունի երեք տարբեր ռեժիմներ: Ռեժիմների միջև փոխարկելու համար սեղմեք ռեժիմի կոճակը:

Ռեժիմներն ունեն ինտենսիվության տարբեր աստիճաններ: Նշված ցածրից բարձր:

Sensitive

Ռիթմավար գործառնություն այս ռեժիմն ապահովում է ջրի մեղմ ճնշում: Ռիթմավարը ցույց է տալիս, թե երբ է անհրաժեշտ անցնել բերանի խոռոչի հաջորդ հատվածին՝ 15 վայրկյանը մեկ ջրի հոսքը կարճատև դադարեցնելու միջոցով:

Իմպուլս

Այս ռեժիմը ջրի ուժեղ և թույլ հաջորդական իմպուլսներ է տալիս և նախատեսված է լնդերը մերսելու և խթանելու համար: Ռիթմավարը ցույց է տալիս, թե երբ է անհրաժեշտ անցնել բերանի խոռոչի հաջորդ հատվածին՝ 15 վայրկյանը մեկ ջրի հոսքը կարճատև դադարեցնելու միջոցով:


Clean

Ռիթմավար գործառնություն այս ռեժիմն ապահովում է ջրի մշտական ճնշում՝ մաքրման ավելի լավ արդյունքներ ապահովելու համար: Ռիթմավարը ցույց է տալիս, թե երբ է անհրաժեշտ անցնել բերանի խոռոչի հաջորդ հատվածին՝ 15 վայրկյանը մեկ ջրի հոսքը կարճատև դադարեցնելու միջոցով:

Նշում՝ Առաջին անգամ սարքն օգտագործելիս միացրեք Ձգայուն ռեժիմում՝ նվազագույն ինտենսիվության համար: Խորհուրդ է տրվում ավելացնել ինտենսիվությունը մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Այն կարող է ավելի լավ մաքրում ապահովել, քանի որ կկարողանաք հանդուրժել ավելի բարձր ինտենսիվությունը:

Նշում՝ Այս Compact Flosser-ում ռիթմավարը կանխադրաբար ակտիվացված է: Compact Flosser-ի ռիթմավարն ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար 3 վայրկյան սեղմած պահեք ռեժիմի ընտրության կոճակը: Ապաակտիվացնելուց հետո մարտկոցի ցուցիչի լույսը կթաթի սաթի գույնով մեկ անգամ: Ակտիվացնելուց հետո մարտկոցի ցուցիչի լույսը կթաթի կանաչ գույնով երկու անգամ:


Ձեր Compact Flosser-ի օգտագործումը



- 1 Նախքան սարքը միացնելը փողակն ուղղեք դեպի վազարանը: Թույլ տվեք, որ ջուրը դուրս գայտի վազարանի մեջ: Երբ ջուրը սկսի դուրս մղվել, անջատեք սարքը:




- 2 Փողակի ծայրը դրեք բերանի մեջ: Կռացեք վազարանի վրա և մասամբ փակեք շուրթերը փողակի ծայրի շուրջ՝ ցայտերից խուսափելու համար: Թողեք բավականաչափ տարածք, որպեսզի ջուրը Ձեր բերանից դուրս հոսի վազարանի մեջ:



- 3 Փողակի ծայրը դիրքավորեք լնդի եզրից անմիջապես վերև՝ 90° անկյան տակ:





- 4 Սեղմեք բռնակի վրայի հոսանքի միացման/անջատման կոճակը՝ Compact Flosser-ը միացնելու և մաքրումն սկսելու համար:



- a Վերին կամ ստորին ծնոտի վերջին ատամից սկսած փողակի ծայրը սահեցրեք լնդի եզրի երկայնքով՝ պահելով կարճ դադարներ ատամների արանքներում:

Նշում՝ Պատեք փողակն ըստ ցանկության՝ լնդերի եզրագծի երկայնքով ավելի հեշտ դիրքավորելու համար:

650 Հայերեն



- b Հետևեք ռիթմավարին՝ բերանի խոռոչի մեկ աղեղի ատամներն ինչպես դրսի կողմից (15 վայրկյան), այնպես էլ ներսի կողմից (15 վայրկյան) մաքրելու համար՝ ընդամենը 30 վայրկյանի ընթացքում:


Նշում՝ Հիշեք, որ անհրաժեշտ է ատամները մաքրել նաև ներսի կողմից:

- c Հետևեք ռիթմավարին և կրկնեք այս գործողությունը բերանի խոռոչի մյուս աղեղի համար՝ 15 վայրկյան ներսի կողմից և 15 վայրկյան դրսի կողմից՝ մինչև ատամների շուրջ և ատամների միջև առկա բոլոր տարածքների ամբողջական մաքրումը՝ ընդհանուր առմամբ մեկ րոպե տևողությամբ:


Նշում՝ Սարքն օգտագործելու ընթացքում կարող եք դադարեցնել ջրի հոսքը՝ սեղմելով Compact Flosser-ի միացման/անջատման կոճակը:

Նշում՝ Եթե սարքն օգտագործելու ընթացքում որոշեք վերալիցքավորել ջրամանը, ապա անջատեք սարքը, վերալիցքավորեք ջրամանը և շարունակեք այն կետից, որտեղ կանգ էիք առել՝ մինչև ատամների շուրջ և ատամների միջև առկա բոլոր տարածքների ամբողջական մաքրումը՝ ընդհանուր առմամբ մեկ րոպե տևողությամբ:

Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո



- 1 Հեռացրեք փողակը՝ միաժամանակ քաշելով փողակը և սեղմած պահելով փողակի անջատման կոճակը:
- 2 Ողողեք փողակի ծայրը տաք ջրով:



3 Ձգուշորեն բացեք Compact Flosser-ի վերևում գտնվող լցման անցքը:

4 Թափեք ավելորդ ջուրը: Չորացրեք փողակը, բռնակի արտաքին հատվածը և ջրամանը:

5 Փողակը կրկին տեղադրեք բռնակի մեջ:

Նշում՝ Չորացումն արագացնելու համար լցման անցքը պահեք բաց վիճակում կամ օգտագործումների միջև Compact Flosser սարքը պահեք ապամոնտաժված վիճակում (ջրամանը կարող է ամբողջությամբ հանվել):

Նշում՝ Compact Flosser սարքն ապամոնտաժված վիճակում մի պահեք ավելի երկար, քան անհրաժեշտ է:

Լիցքավորում և մարտկոցի լիցքի կարգավիճակ


Ձեր Sonicare Compact Flosser սարքը կարող է լրիվ լիցքավորված մարտկոցով ապահովել առնվազն 24 մաքրման աշխատաշրջան, յուրաքանչյուր՝ 1 րոպե տևողությամբ: Սարքը կանջատվի 2 րոպե օգտագործելուց հետո:

Նշում՝ Կարող է պահանջվել մինչև 4 ժամ, որպեսզի մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքավորվի՝ նախքան առաջին օգտագործումը, սակայն դուք կարող եք օգտագործել Compact Flosser-ը՝ նախքան այն ամբողջովին լիցքավորվելը:


Լիցքավորում



- 1 Թեթևակի քաշեք Compact Flosser-ի կողմնասում գտնվող լիցքավորման միացքի կափարիչը՝ լիցքավորման միացքը բացելու համար:



- 2 USB-A-ից դեպի փոքր խրոցակ լիցքավորման մալուխը միացրեք 5V USB պատի հարմարակցիչին: Նշում՝ Պատի հարմարակցիչը ներառված չէ բոլոր մոդելներում: Միայն օգտագործեք 5 V հարմարակցիչ (Տեսակ A):



- 3 USB-A-ից դեպի փոքր խրոցակ լիցքավորման մալուխը միացրեք լիցքավորման միացքին: Նշում՝ Նախքան USB-A-ից դեպի փոքր խրոցակ լիցքավորման մալուխը միացնելը՝ համոզվեք, որ բռնակը լիովին չոր է:



- 4 Լիցքավորման ընթացքում մարտկոցի ցուցիչը թարթում է:
- 5 Երբ սարքը չի լիցքավորվում, փակեք Compact Flosser-ի լիցքավորման միացքի կափարիչը:

Մարտկոցի կարգավիճակ

Մարտկոցի կարգավիճակ

Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչը ցույց է տալիս մարտկոցի կարգավիճակը, երբ ավարտում եք ատամների մաքրման աշխատաշրջանը, կամ երբ դադարեցնում եք Compact Flosser սարքի աշխատանքը:

Երբ Compact Flosser-ը լիցքավորվում է

Մարտկոցի կարգավիճակ	Մարտկոցի ցուցիչ
Լիքն է	Մուգ կանաչ
Լիցքավորում	Թարթող կանաչ

Նշում՝ Մարտկոցի ցուցիչը թարթում է մինչև ամբողջական լիցքավորումը: Եթե սարքն ամբողջությամբ լիցքավորվում է էլեկտրասնուցման աղբյուրին միացված լինելու ժամանակ, ցուցիչի լույսը դառնում է հաստատուն կանաչ 30 վայրկյանի ընթացքում, ապա անջատվում է:

Երբ Compact Flosser-ը չի լիցքավորվում

Մարտկոցի կարգավիճակ	Մարտկոցի ցուցիչ
Լիքն է	Մուգ կանաչ
Միջին	Թարթող կանաչ
Քիչ է	Թարթող սպիտակ
Դատարկ է	Թարթում է սաթի գույնով 5 վայրկյանի ընթացքում, ապա Compact Flosser-ն անջատվում է ավտոմատ կերպով

Նշում՝ Մարտկոցի ցածր լիցքի ցուցիչի հայտնվելուց հետո Compact Flosser սարքը կարող է ապահովել առնվազն 3 մաքրման աշխատաշրջան, յուրաքանչյուրը՝ 1 րոպե տևողությամբ:


Մաքրում

Compact Flosser սարքն անհրաժեշտ է մաքրել շաբաթը մեկ անգամ: Սարքը և պարագաները մաքրեք ստորև

նշված եղանակով: Պարագաները կարող են տարբերվել՝ մոդելից կախված:

Նշում՝ Մի աշխատեցրեք և մի մաքրեք սարքը ավտոմատ թարժր պարունակություն ունեցող մաքրող լուծույթներով:


2գույացում՝ Մի մաքրեք Compact Flosser-ը, մինչ USB-A-ից դեպի փոքր խրոցակ լիցքավորման մալուխը միացված է: Մաքրելուց առաջ սարքն անջատեք էլեկտրասնուցման աղբյուրից և փակեք լիցքավորման միացքի կափարիչը:




- 1 Հեռացրեք փողակը՝ միաժամանակ քաշելով փողակը և սեղմած պահելով փողակի անջատման կոճակը:




- 2 Ողողեք փողակի ծայրը տաք ջրով:



- 3 2գույորեն բացեք Compact Flosser-ի վերևում գտնվող լցման անցքը:




- 4 Մնացած ջուրը լցրեք վացարանի մեջ:




- 5 Հգուշորեն հեռացրեք ջրամանը Compact Flosser սարքից՝ այն դուրս քաշելու միջոցով: Ջրամանը կարելի է լվանալ ձեռքով՝ տաք ջրով և թույլ օժառով: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք մաքրել բռնակը՝ այն փափուկ գործվածքով և թույլ օժառով սրբելու միջոցով:

Պահում


Ձեր Compact Flosser-ը նախագծված է այնպես, որ կարող եք միայն մեկ փողակ պահել բռնակի մեջ: Այս գործառնություն օգտագործելու համար.




- 1 Հեռացրեք փողակը՝ միաժամանակ քաշելով փողակը և սեղմած պահելով փողակի անջատման կոճակը:



- 2 Հգուշորեն բացեք Compact Flosser-ի վերևում գտնվող լցման անցքը:




- 3 Տեղադրեք փողակը լցման անցքի մեջ:



- 4 Բացեք Compact Flosser-ը՝ ջրամանը դեպի վեր հրելով:

Նշում՝ Երբ լցման անցքի կափարիչը բաց է, ջրամանը բացելն ավելի հեշտ է:



5 Ձգուշորեն փակեք լցման անցքը:

Փոխարինում

Փոխարինեք փողակները 6 ամիսը մեկ կամ վնասվելուց անմիջապես հետո: Պահեստամասերը կամ պիտույքները գնելու համար այցելեք **philips.com** կայք կամ Philips Sonicare-ի տեղական ներկայացուցչական սրահ:

Նշում՝ Compact Flosser-ը համատեղելի է միայն Philips Sonicare Compact Flosser փողակների հետ: Այն համատեղելի չէ Philips Sonicare-ի այլ փողակների հետ, ինչպիսիք են Power Flosser-ի համար նախատեսված փողակները:

Անսարքությունների շտկում

Հարց

Պատասխան

Կարող եմ ջրամանի մեջ ավելացնել բերան ողողելու հեղուկ կամ եթերայուղեր:

Ջրամանի մեջ խորհուրդ չի տրվում ավելացնել եթերայուղեր: Բերան ողողելու հեղուկը կարելի է խառնել ջրի հետ և օգտագործել ջրամանում: Բերան ողողելու հեղուկն օգտագործելուց հետո ողողեք սարքը՝ դրա խցանումը կանխելու համար: Այդ նպատակով ջրամանը կիսատ լցրեք տաք ջրով և միացրեք սարքը՝ փողակի ծայրը ուղղելով լվացարանի մեջ՝ մինչև ջրամանի դատարկվելը:

Իմ Philips Sonicare Compact Flosser սարքի հետ կարող եմ օգտագործել այլ փողակներ:

Այս սարքի համար օգտագործեք միայն Philips N1 և N2 փողակներ: Philips-ի կամ ոչ Philips-ի այլ փողակներ համատեղելի չեն այս սարքի հետ:

Հարց

Խնջ հաճախականությամբ պետք է փոխեն փողակը:

Պատասխան

Խորհուրդ է տրվում փողակը փոխարինել 6 ամիս օգտագործելուց հետո: Պահեստամասեր ձեռք բերելու մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել **philips.com** կայքում:

Ես դժվարանում եմ հանել ջրամանը

Նախքան ջրամանը հանելը՝ բացեք լցման անցքը և հեռացրեք փողակը: Դա թույլ կտա հեշտությամբ հանել ջրամանը:

Երաշխիք և աջակցում

Philips-ը երաշխավորում է իր արտադրանքը գնման օրվանից երկու տարի ժամկետով: Սխալ նյութերի և աշխատանքի հետևանքով առաջացած թերությունները կվերականգնվեն կամ կփոխարինվեն Philips-ի հաշվին, եթե ներկայացվի երաշխիքի ժամանակահատվածում գնման հիմնավոր ապացույց: Լավագույն աշխատանքի համար Philips-ը խորհուրդ է տալիս օգտագործել բնօրինակ Sonicare փողակներ: Այլ փողակների օգտագործումը կարող է վնասել ձեր Compact Flosser-ը և սահմանափակել երաշխիքային պաշտպանությունը: Կապվեք մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ 1-800-682-7664 հեռախոսահամարով, կամ

www.philips.com/sonicare-warranty (Հյուսիսային Ամերիկա) հասցեով: Հյուսիսային Ամերիկայից դուրս՝ դիմեք ձեր Philips-ի տեղական Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնին: Արտադրանքի մասին տեղեկատվություն և օգտվողի առցանց ծեռնարկին ծանոթանալու համար այցելեք.

<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare> (Հյուսիսային Ամերիկա) կամ **www.philips.com/support** (Հյուսիսային Ամերիկայից դուրս):

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խնջ չի ներառում այս երաշխիքը՝

- Փողակներ
- Հարտոնված պահեստամասերի կամ փողակների օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասը
- Սխալ օգտագործման, չարաշահման, անտեսման, փոփոխությունների կամ չարտոնված վերանորոգման հետևանքով պատճառված վնասը
- Սովորական մաշվածություն, ներառյալ տաշեղներ, քերծվածքներ, քայքայում, գունաթափում կամ խամրում

ԵԼԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ

ԵԼԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԳՆԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵԼԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ, ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵՆ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ԲԱՑԱՀԱՅՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԸ: ՈՐՈՇ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ ԵԼԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԵՆ:

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

PHILIPS-Ը ԿԱՄ ԴՐԱ ԴՈՒՍՏՐ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ՀԱՏՈՒԿ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԻՄՆՎԱԾ ԵՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ, ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՎՆԱՄՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԱՆ, ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ, ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏԸ, ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԱՏԱՄԱՐՈՒՅԺՆԵՐԻ ԵՎ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ, ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ: ՈՐՈՇ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ:

Վերամշակում



- Սա նշանակում է, որ էլեկտրական սարքավորումները և մարտկոցները չեն կարող թափոնացվել սովորական կենցաղային աղբի հետ միասին:
- Հետևեք էլեկտրական սարքավորումների և մարտկոցների թափոնացման վերաբերյալ ձեր երկրում ընդունված կանոններին:
- Philips-ի արտադրանքում պարունակվող REACH նյութերի մասին տեղեկատվությունը կարող եք գտնել www.philips.com/REACH կայքում:


Վերալիցքավորվող մարտկոցի հեռացնելը

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցը պետք է հեռացվի միայն մասնագիտացված անձի կողմից, երբ սարքը թափոնացվում է: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցների հեռացման վերաբերյալ ցուցումները կարող եք գտնել www.philips.com/support էջում:


- Այս սարքը պարունակում է լիթիում-իոնային վերալիցքավորվող ակումուլյատոր: ՍՆՀՐԱԺԵՇԸ Է ՀԱՆՁՆԵԼ ՎԵՐԱՄՇԿՈՒՄԱՆ ԿԱՍ ՕՏԱՐԵԼ ՊԱՇՏՈՋ ԿԵՐՊՈՎ:

Վերալիցքավորվող մարտկոցը հեռացնելու համար ձեզ հարկավոր է պտուտակահան և լարերի կծաքցան: Ստորև նշված ընթացակարգին հետևելիս պահպանեք անվտանգության հիմնական կանոնները:


- 1 Վերալիցքավորվող մարտկոցը լիցքաթափելու համար թողեք, որ Compact Flosser-ն աշխատի մինչև կանգ առնելը:




- 2 Հեռացրեք ջրամանը՝ այն դուրս քաշելով:




3 Հեռացրեք երկու պտուտակի գլխիկները:




4 Հեռացրեք պտուտակները:



5 Կորպուսից դուրս քաշեք ներքին բաղադրիչները:



6 Հանեք մարտկոցի կափարիչը:



7 Դուրս հանեք մարտկոցը բնիկից: Մարտկոցը հեռացնելու համար կտրեք լարերը:

Ձգուշացում՝ Ձգուշացեք մարտկոցի ներդիրների սուր եզրերից, որպեսզի խուսափեք մատների վնասվածքներից:

8 Փակեք մարտկոցի կոնտակտները ժապավենով՝ մարտկոցի մնացորդային լիցքավորումից կարճ միացումը կանխելու համար:



- 9 Վերալիցքավորվող մարտկոցն այժմ կարող է թափոնավորվել, իսկ արտադրանքի մնացած մասը թափոնացվում է ինչպես հարկն է:

Նշում՝ Մի թափոնացրեք սարքը սովորական կենցաղային աղբի հետ դրա շահագործման ավարտից հետո: Փոխարենը, այն տարեք թափոնների հավաքագրման հատուկ կենտրոն՝ վերամշակման համար: Այդպիսով Դուք կօգնեք պահպանել շրջակա միջավայրը:

გამოიყენეთ ეს პროდუქტი მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ. ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია პროდუქტის, მისი ბატარებისა და აქსესუარების გამოყენებამდე და შეინახეთ ის სამომავლო მოხმარებისთვის. არასწორმა გამოყენებამ, შესაძლოა, მრავალ საფრთხემდე და სერიოზულ დაზიანებებამდე მიგვიყვანოს.

გაფრთხილებები

- დამმუხტველი სადენი მოარიდეთ წყალს.
- განმენდის შემდეგ დარწმუნდით, რომ დამმუხტველი სადენი სრულად მშრალია, ვიდრე მას შეაერთებდეთ კედლის როზეტში.
- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს და პირებს შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან მენტალური შესაძლებლობებით ან გამოცდილებისა და ცოდნის სიმცირის მქონე პირებს, თუ ვინმეს მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ან აუხსნეს, თუ როგორ გამოიყენონ მოწყობილობა უსაფრთხოდ, და აცნობიერებენ არსებულ საფრთხეებს. განმენდა და მოვლა არ უნდა მოხდეს ბავშვების მიერ, მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ არ თამაშობენ ამ პროდუქტით.
- არ გარეცხით პროდუქტის არც ერთი ნაწილი ქურჭლის სარეცხ მანქანაში, თუ დასუფთავების განყოფილებაში სხვაგვარად არ არის მითითებული.
- არ დატენით პროდუქტი გარეთ ან გაცხელებულ ზედაპირებთან ახლოს.
- ეს მოწყობილობა არ შეიცავს ნაწილებს, რომლებიც შეიძლება შეაკეთოს მომხმარებელმა. დაზიანების შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში არსებულ მომხმარებლებზე ზრუნვის ცენტრს. თუ USB კაბელი ან USB კვების ბლოკი დაზიანებულია, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ Philips-ის ორიგინალი აქსესუარები ან მოხმარების საგნები. თუ მოწოდებულია, გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი USB კაბელი და USB კვების ბლოკი.
- ფიზიკური დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ აავსოთ წყლის რეზერვუარი ცხელი წყლით. არ ჩადოთ უცხო სხეულები რეზერვუარში.
- ეს მოწყობილობა შექმნილია მხოლოდ კბილების და ღრძილების გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ თვალების, ყურებისა და ცხვირის გასაწმენდად.
- გამოყენების მაქსიმალური სიმაღლეა 4 500 მეტრი.
- თუ მოწყობილობა არ გამოიყენება ნიჟარაზე არ გამოიყენებთ, წყალი შეიძლება დაგროვდეს მაგიდაზე ან იატაკზე და ფეხის დაცურების საშიშროება გამოიწვიოს.

- რეგულარულად გაასუფთავეთ პროდუქტი (განსაკუთრებით ავბის შიდა სივრცე).
- დატენეთ მხოლოდ Philips WAA1001, WAA2001, UL ან მსგავსი უსაფრთხოების დამტკიცებული ადაპტერით (100 - 240V~; 50/60Hz; 3.5W) შემავალი და (5Vdc; 2.5W) გამოშვებული სიხშირით. გთხოვთ, ადაპტერების სიისთვის იხილოთ www.philips.com/support.

სამედიცინო გაფრთხილებები

- თუ ელექტროკარდიოსტიმულატორი ან სხვა იმპლანტირებული მოწყობილობა გაქვთ, გამოყენებამდე დაუკავშირდით თქვენს ექიმს ან იმპლანტირებული მოწყობილობის მწარმოებელს.
- შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გაესაუბრეთ სტომატოლოგს/ექიმს, თუ გამოყენების შემდეგ გაქვთ ზედმეტი ან ხანგრძლივი ან თუ მოწყობილობის გამოყენებისას დისკომფორტის ან ტკივილის შეგრძნება გაქვთ.
- მოწყობილობა ინდივიდუალური მოვლისთვისაა განკუთვნილი და რამდენიმე მომხმარებლის მიერ გაზიარება დაუშვებელია.
- თუ გასულ 2 თვეში ორალური ან ღრძილების ოპერაცია ჩაიტარეთ, ამ პროდუქტის გამოყენებამდე გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს სტომატოლოგთან.

ინსტრუქციები ბატარეის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

- ეს მოწყობილობა შეიცავს ბატარეებს, რომელთა ამოღება და ჩანაცვლება შესაძლებელია მხოლოდ პროფესიონალის მიერ.
- გამოიყენეთ ეს პროდუქტი მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ. ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია პროდუქტის, მისი ბატარეებისა და აქსესუარების გამოყენებამდე და შეინახეთ ის სამომავლო მომხმარებლისთვის. არასწორმა გამოყენებამ, შესაძლოა, მრავალ საფრთხემდე და სერიოზულ დაზიანებებამდე მიგვიყვანოს. მოწოდებული აქსესუარები შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა პროდუქტისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ Philips-ის ორიგინალი აქსესუარები და მომხმარებლის საგნები.
- მთავრად პროდუქტი და ბატარეები ცეცხლს და მიუშვერთ მათ პირდაპირ მზის სხივებს ან მაღალ ტემპერატურას.
- თუ პროდუქტი გახდება მეტისმეტად ცხელი, ან სუნიათ, ან შეიცვლის ფერს, შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და დამუხტვა და დაუკავშირდით Philips-ს.
- არ მოათავსოთ პროდუქცია და მისი ბატარეები მიკროტალღურ ღუმელში ან ინდუქციურ გაბეჭურაში.

664 ქართული ენა

- არ გახსნათ, შეცვალოთ, გახვრიტოთ, დააზიანოთ ან დაშალოთ პროდუქტი ან ბატარეა მათი გადახურების ან ტოქსიკური ან სახიფათო ნივთიერებების გამოყოფის თავიდან არიდების მიზნით. არ დაუშვათ ბატარეების მოკლე ჩართვა, გადაჭარბებული დამუხტვა ან უკუდამუხტვა.
- ეს მოწყობილობა შეიცავს ბატარეებს, რომელთა ჩანაცვლება შეუძლებელია. როდესაც ბატარეის ექსპლუატაციის ვადა იწურება, უნდა მოხდეს მოწყობილობის სათანადო უტილიზაცია, იხილეთ სექცია გადამუშავების შესახებ.
- დამუხტეთ და გამოიყენეთ პროდუქტი 3°C და 40°C (37°F და 104°F) შორის ტემპერატურაზე.
- თუ ბატარეები დაზიანებულია ან ჟონავს, მოერიდეთ კანთან ან თვალთან კონტაქტს. თუ ასეთი რამ მოხდება, დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ კარგად წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.
- ბატარეებთან მუშაობისას, დარწმუნდით, რომ ხელები, პროდუქტი და ბატარეები მშრალია.
- ბატარეების ამოღების შემდეგ უეცარი მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, ნუ მისცემთ ბატარეების ტერმინალებს მეტალის საგნებთან (მაგ. მონეტები, თმის სამაგრები, ბეჭდები) კონტაქტში მოსვლის საშუალებას. არ გადაახვიოთ ბატარეები ალუმინის ფოლგაში. გადაახვიეთ ბატარეების ტერმინალები ან ჩადეთ ბატარეები პლასტმასის ჩანთაში მანამ, სანამ მათ გადაყრით.
- ელექტროენერგიის მოხმარება:
 - გამორთული რეჟიმი (სამარჯვების გარეშე) <0,1 ვტ
 - დაბალი ენერგომოხმარების რეჟიმი <0,3 ვტ
 - დამუხტვა: USB დამუხტვა (5VDC, 1A)

ელექტრომაგნიტური ველები (EMF)

ეს Philips-ის მოწყობილობა აკმაყოფილებს ყველა მოქმედ სტანდარტს და რეგულაციას ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების შესახებ.

შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები


ტემპერატურა (ტრანსპორტირებისა და შენახვისთვის) -20°C-დან 60°C-მდე (-4°F და 140°F)

შეინახეთ ეს ინსტრუქცია

პროდუქტზე შეიძლება გამოჩნდეს შემდეგი სიმბოლოები:



ეს სიმბოლო ნიშნავს, წაკითხვით გამოყენების ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებამდე.



ეს სიმბოლო ნიშნავს, გამოიყენოთ მითითებული კვების წყარო.
მოხსნადი ელექტრომომარაგებელი
ნაწილი: „XXXXXX“ მიუთითებს დამტკიცებული
გამოსაყენებელი დამმუხტველის მოდელის
ნომერზე.

შესავალი

მოგესალმებათ Philips! გილოცავთ Sonicare-ის ახალი კომპაქტური ფლოსერის შეძენას. სრულად რომ ისარგებლოთ იმ მხარდაჭერით, რომელსაც Philips გთავაზობთ, დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი აქ philips.com/welcome.

მიზნობრივი გამოყენება

Philips Sonicare კომპაქტური ფლოსერი არის პირის ღრუს ირიგატორი, რომელიც განკუთვნილია ნადებისა და საკვების ნარჩენების მოსაშორებლად კბილებს შორის და კბილის ზედაპირზე, კარიესის შემცირებისა და ღრძილების სიჭანსალის დაცვისა და გაუმჯობესების მიზნით. ეს პროდუქტი განკუთვნილია სახლის პირობებში გამოყენებისთვის, ჩვეულებრივ, გამოიყენება დღეში ერთხელ მაინც.

თქვენი Philips Sonicare-ის კომპაქტური ფლოსერი

- 1 ლილაკი „საცმის მოხსნა“
- 2 ჩართვა/გამორთვის ლილაკი
- 3 რეჟიმის ლილაკი
- 4 რეჟიმის ინდიკატორის ნათურა
- 5 ბატარეის ინდიკატორის შუქი
- 6 რეზერვუარი
- 7 შესავსები პორტი/საცმების საცავი
- 8 დამტენის პორტი


აქსესუარები

- 9 კომფორტული საცმი
- 10 სტანდარტული საცმი
- 11 პატარა შტექერი USB-A-ზე (კედლის ადაპტერი არ მოყვება)


შენიშვნა: თანდართული აქსესუარები შესაძლოა, განსხვავდებოდეს შეძენილი მოდელის მიხედვით.

დანყება


დააყენეთ თქვენი კომპაქტური ფლოსერი



- 1 ფრთხილად გამოწიეთ შესავსები პორტის საფარი.




- 2 ამოიღეთ საცმი საცავიდან.




- 3 ჩასვით სასურველი საცმი მოწყობილობაში.

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ საცმი სრულად არის ჩასმული და დაფარული მოწყობილობის ზედა ნაწილით.




- 4 დარწმუნდით, რომ შესავსები პორტის საფარი ღიაა და ჩამოწიეთ ავზი.

შენიშვნა: როდესაც შესავსები პორტის საფარი ღიაა, ავზის ჩამოწევა უფრო მარტივია.




- 5 ჩამოწიეთ ავზი მანამ, სანამ მოწყობილობის საცობი არ იქნება ავზის შიგნით არსებული საცობის ზემოთ.

ავზის ავსება



გაფრთხილება: ამოიღეთ დამტენი კომპაქტური ფლოსერიდან ავზის შევსებამდე და მოწყობილობის გამოყენებამდე.


- 1 გახსენით შესავსები პორტი და ავზი ნელთბილი წყლით შეავსეთ.
ან




წყალი ასევე შეგიძლიათ პირდაპირ ავზში ჩაასხათ. ნაზად ამოიღეთ რეზერვუარი კომპაქტური ფლოსერიდან და შეავსეთ წყლით მაქსიმალური შევსების ხაზამდე. ხელახლა მიამაგრეთ ავზი და დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის საცობი და ავზი თავის ადგილზეა.

- 2 ფრთხილად დახურეთ შესავსები პორტი.

შენიშვნა: ავზის შევსებისას არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური შევსების ხაზს (200 ml).



რეჟიმები



კომპაქტურ ფლოსერს სამი განსხვავებული რეჟიმი აქვს. რეჟიმების გადასართავად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.

რეჟიმებს განსხვავებული ინტენსივობა აქვს. აქ ჩამოთვლილია დაბლიდან მაღლისკენ:

Sensitive

ეს რეჟიმი ტემპის მარეგულირებით წყლის მსუბუქ წნევას უზრუნველყოფს. ტემპის მარეგულირებელი მიუთითებს, როდის უნდა გადახვიდეთ პირის ღრუს შემდეგ მონაკვეთზე წყლის ნაკადის ხანმოკლე პაუზის მეშვეობით, ყოველ 15 წამში.

Pulse

ამ რეჟიმში ძლიერი და ნაზი იმპულსები ერთმანეთს ენაცვლება და ღრძილების მასაჟისა და სტიმულირებისთვისაა შექმნილი. ტემპის მარეგულირებელი მიუთითებს, როდის უნდა გადახვიდეთ პირის ღრუს შემდეგ მონაკვეთზე წყლის ნაკადის ხანმოკლე პაუზის მეშვეობით, ყოველ 15 წამში.

Clean

ეს რეჟიმი, ტემპის მარეგულირებით, უზრუნველყოფს წყლის მუდმივ წნევას შესანიშნავი წმენდისთვის. ტემპის მარეგულირებელი მიუთითებს, როდის უნდა გადახვიდეთ პირის ღრუს შემდეგ მონაკვეთზე წყლის ნაკადის ხანმოკლე პაუზის მეშვეობით, ყოველ 15 წამში.

შენიშვნა: პირველად გამოყენებისას, ყველაზე დაბალი ინტენსივობისთვის, მოწყობილობა Sensitive რეჟიმში ჩართეთ. გამოყენების ინტენსივობის გაზრდა რამდენიმე კვირის განმავლობაშია რეკომენდებული. ამან შეიძლება დასუფთავების საუკეთესო ეფექტიანობა მოგცეთ, რადგან უფრო მაღალი ინტენსივობის ატანას შეძლებთ.

შენიშვნა: ამ კომპაქტურ ფლოსერს მოყვება გააქტიურებული ტემპის მარეგულირებელი. ტემპის მარეგულირებლის ჩასართავად ან გამოსართავად, როდესაც კომპაქტური ფლოსერი გამორთულია, ხანგრძლივად დააჭირეთ რეჟიმის არჩევის ლილავს 3 წამის განმავლობაში. გამორთვისას ბატარეის დონის მაჩვენებელი სინათლე ქარვისფერად ერთხელ აინთება. ჩართვისას ბატარეის დონის მაჩვენებელი სინათლე ორჯერ მწვანედ აინთება.


კომპაქტური ფლოსერის გამოყენება



- 1 მოწყობილობის ჩართვამდე, საცმის წვერი მიიტანეთ ნიჟარასთან. ჩაასხურეთ წყალი ნიჟარაში. გამორთეთ მოწყობილობა, როგორც კი მისგან წყალი გადმოვა.




- 2 მოათავსეთ საცმის წვერი პირის ღრუში. დაიხარეთ ნიჟარაზე და ნაწილობრივ დახურეთ ტუჩები საცმის წვერზე, რათა თავიდან აიცილოთ გარეთ გამოფრქვევა. დატოვეთ საკმარისი ადგილი, რათა წყალი თქვენი პირიდან ნიჟარაში გადმოვიდეს.



- 3 მოათავსეთ საცმის წვერი ღრძილების ხაზის ზემოთ, 90°-იანი კუთხით.





- 4 დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ლილაკს სახელურზე კომპაქტური ფლოსერის ჩასართავად და მის მეშვეობით წმენდის დასაწყებად.



- a ზედა ან ქვედა ყბის უკანა კბილებიდან დაწყებული, გაასრიალეთ საცმის წვერი ღრძილების ხაზის გასწვრივ და მცირე ხნით გააჩერეთ თითოეულ კბილს შორის.

შენიშვნა: შეატრიალეთ საქმენი სურვილისამებრ, ღრძილის ხაზის გასწვრივ უფრო ადვილად განლაგებისთვის.

670 ქართული ენა



- b მიჰყევით ტემპის მარეგულირებელს კბილებს შიგნიდან (15 წამი) და გარედან (15 წამი) წმენდა პირის ღრუს ერთ თაღში, სულ 30 წამის განმავლობაში.


შენიშვნა: არ დაგავიწყდეთ კბილების შიდა ნაწილის გაწმენდა.

- c მიჰყევით ტემპის მარეგულირებელს გაიმეორეთ პირის ღრუს მეორე თაღში კიდევ 15 წამს შიგნიდან და 15 წამს გარედან, სანამ ყველა სივრცე არ გაიწმინდება კბილებს შორის, სულ მცირე, ერთი წუთის განმავლობაში.


შენიშვნა: შეგიძლიათ, შეაჩეროთ წყლის ნაკადი გამოყენებისას, კომპაქტურ ფლოსერზე „ჩართვა/გამორთვის“ ლილაკზე დაჭერით.

შენიშვნა: თუ აირჩევთ ავზის ხელახლა შევსებას გამოყენებისას, გამორთეთ მოწყობილობა ავზის შევსებისას და შემდეგ გააგრძელეთ იქედან, სადაც შეჩერდით, სანამ ყველა სივრცე არ გაიწმინდება თქვენს კბილებს შორის, სულ მცირე, ერთი წუთის განმავლობაში.

თითოეული გამოყენების შემდეგ



- 1 მოხსენით საცმი, ამისათვის ერთდროულად მოქაჩეთ იგი და ამავე დროს საცმის მოხსნის ლილაკს დააჭირეთ.
- 2 გაავლეთ წვერი თბილ წყალში.



3 ფრთხილად გახსენით შესავსები პორტი კომპაქტური ფლოსერის ზედა ნაწილში.

4 გადასხით ზედმეტი წყალი. გაამშრალეთ საცმი, სახელურის გარე ნაწილი და ავზი.

5 ჩასვით საცმი უკან სახელურში.

შენიშვნა: გაშრობის გასაადვილებლად დატოვეთ შესავსები პორტი ღია მდგომარეობაში ან კომპაქტური ფლოსერი დაშლილ მდგომარეობაში (ავზი შეგიძლიათ მთლიანად მოხსნათ).


შენიშვნა: დატოვეთ კომპაქტური ფლოსერი დაშლილ მდგომარეობაში, მხოლოდ როცა ეს საჭიროა.

დამუხტვა და ბატარეის სტატუსი


სრულად დატენილი ბატარეით Sonicare კომპაქტური ფლოსერი წმენდის, სულ მცირე, 24 სესიას შეასრულებს, თითოეული სესია გრძელდება 1 წუთს. მოწყობილობა გაითიშება 2 წუთის განმავლობაში გამოყენების შემდეგ.

შენიშვნა: ბატარეის სრულად დამუხტვას შეიძლება 4 საათი დასჭირდეს პირველ გამოყენებამდე, მაგრამ კომპაქტური ფლოსერი სრულად დამუხტვამდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

დამუხტვის პროცესში




- 1 ფრთხილად მოქაჩეთ დამტენის პორტის საფარი კომპაქტური ფლოსერის უკანა მხარეს, რათა მიუერთდეს დამტენის პორტს.




- 2 USB-A დამტენის კაბელი შეაერთეთ 5V USB კედლის გადამყვანის პატარა შტეკერში.

შენიშვნა: კედლის გადამყვანი ყველა მოდელს არ მოყვება. გამოიყენეთ მხოლოდ 5V გადამყვანი (ტიპი A).



- 3 შეაერთეთ USB-A დამტენის კაბელი პატარა შტეკერით დამტენის პორტში.

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ სახელური სრულად მშრალია, ვიდრე შეაერთებთ USB-A დამტენის კაბელის პატარა შტეკერს.



- 4 ბატარეის მაჩვენებელი ციმციმებს დამუხტვის დროს.

- 5 დახურეთ დამტენი პორტის საფარი კომპაქტურ ფლოსერზე, როცა მას არ მუხტავთ.

ბატარეის სტატუსი

ბატარეის სტატუსი

ბატარეის დონის მაჩვენებელი აჩვენებს ბატარეის სტატუსს წმენდის სესიის დასრულების შემდეგ, ან კომპაქტური ფლოსერის დაპაუზებას.

როცა კომპაქტური ფლოსერი იმუხტება

ბატარეის სტატუსი	ბატარეის მაჩვენებელი
სავსე	მკვეთრი მწვანე
დამუხტვის პროცესში	მოციმციმე მწვანე

შენიშვნა: ბატარეის მაჩვენებელი ციმციმებს სრულ დამუხტვამდე. როდესაც ის სრულად დაიმუხტება, როცა ჩართულია ქსელში, შუქი 30 წამის განმავლობაში მწვანე გახდება და შემდეგ გამოირთვება.

როცა კომპაქტური ფლოსერი არ იმუხტება

ბატარეის სტატუსი	ბატარეის მაჩვენებელი
სავსე	მკვეთრი მწვანე
საშუალო	მოციმციმე მწვანე
დაბალი	მოციმციმე ქარვისფერი
ცარიელი	ქარვისფრად იციმციმებს 5 წამის განმავლობაში და კომპაქტური ფლოსერი ავტომატურად გამოირთვება

შენიშვნა: როცა ბატარეის დაცლის მაჩვენებელი გამოჩნდება, კომპაქტური ფლოსერი შეასრულებს წმენდის, სულ მცირე, 3 სესიას, თითოეული სესია გრძელდება 1 წუთს.


განმენდა

კომპაქტური ფლოსერი საჭიროებს კვირაში ერთხელ გასუფთავებას. მოწყობილობა და აქსესუარები შემდეგნაირად გაასუფთავეთ. აქსესუარები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელების მიხედვით.


შენიშვნა: არ ამუშავოთ და არ გაასუფთავოთ მოწყობილობა სპირტის მაღალი შემცველობის მქონე სანმენდი ხსნარებით.

გაფრთხილება: არ გაასუფთავოთ კომპაქტური ფლოსერი, როდესაც USB-A დამტენი კაბელის პატარა შტეკერი შეერთებულია.


გასუფთავებამდე გამორთეთ მოწყობილობა და დახურეთ დამტენის პორტის საფარი.




- 1 მოხსენით საცმი, ამისათვის ერთდროულად მოქაჩეთ იგი და ამავე დროს საცმის მოხსნის ღილაკს დააჭიროეთ.




- 2 გაავლეთ წვერი თბილ წყალში.



- 3 ფრთხილად გახსენით შესავსები პორტი კომპაქტური ფლოსერის ზედა ნაწილში.




- 4 გადაასხით დარჩენილი წყალი ნიჟარაში.



- 5 ფრთხილად ამოიღეთ ავზი კომპაქტური ფლოსერიდან თქვენკენ მოქაჩვის გზით. ავზი შეგიძლიათ ხელით გარეცხოთ თბილი წყლით და რბილი საპნით. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ განმინდოთ სახელური რბილი ქსოვილით და რბილი საპნით.

შენახვა


კომპაქტური ფლოსერის სახელურში შეგიძლიათ ერთი საცმი შეინახოთ. ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად:




- 1 მოხსენით საცმი, ამისათვის ერთდროულად მოქაჩეთ იგი და ამავე დროს საცმის მოხსნის ლილავს დააჭირეთ.



- 2 ფრთხილად გახსენით შესავსები პორტი კომპაქტური ფლოსერის ზედა ნაწილში.




- 3 ჩასვით საცმი შესავსებ პორტში.



- 4 აწიეთ კომპაქტური ფლოსერის ავზი ზემოთ.

შენიშვნა: როდესაც შესავსები პორტის საფარი ღიაა, ავზის აწევა უფრო მარტივია.



5 ფრთხილად დახურეთ შესავსები პორტი.

შეცვლა

შეცვალეთ საცმები ყოველ 6 თვეში ან დაზიანებისთანავე. აქსესუარების ან სათადარიგო ნაწილების შესაძენად ეწვიეთ **philips.com** ან მიბრძანდით თქვენს Philips Sonicare-ის ადგილობრივ დილერთან.

შენიშვნა: კომპაქტური ფლოსერი თავსებადია მხოლოდ Philips Sonicare კომპაქტური ფლოსერის საცმებთან. ის არ არის თავსებადი სხვა Philips Sonicare-ის საცმებთან, როგორცაა ელექტრო ფლოსერის საცმები.

დიაგნოსტიკა

კითხვა

შემიძლია გამოვიყენო პირის ღრუს საკლები ან ეთერზეთები ჩემს ავზში?

პასუხი

არ არის რეკომენდებული პირის ეთერზეთების გამოყენება ავზში. პირის ღრუს საკლები საშუალება შეიძლება წყალში შეურიოთ და გამოიყენოთ ავზში. პირის ღრუს საკლები საშუალებების გამოყენების შემდეგ, გაავლეთ მოწყობილობა, რათა თავიდან აიცილოთ დაბინძურება ავზის ნაწილობრივ შევსებით თბილი წყლით და პროდუქტის გამოდევნით, ნიჟარისკენ მიმართული წვერით, სანამ ავზი დაცარიელდება.

კითხვა

მოერგება თუ არა სხვა საცმები ჩემს Philips Sonicare-ის ელექტრო ფლოსერს?

პასუხი

ამ მოწყობილობისთვის მხოლოდ Philips N1 და N2 საცმები გამოიყენეთ. Philips-ის და სხვა მწარმოებლების სხვა საცმები ამ პროდუქტთან არ არის თავსებადი.

რამდენად ხშირად მჭირდება საცმის გამოცვლა?

გირჩევთ, შეცვალოთ საცმი 6 თვის გამოყენების შემდეგ. დამატებითი ინფორმაცია შესაცვლელი ნაწილების ყიდვის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე **philips.com**

მიჭირს ავზის ჩამოწევა

გახსენით შესავსები პორტი და მოხსენით საცმი ავზის ჩამოწევის მცდელობამდე. ეს საშუალებას მისცემთ ავზი ადვილად ჩამოწიოთ.

გარანტია და მხარდაჭერა

Philips უზრუნველყოფს გარანტიას პროდუქციის შეძენის დღიდან ორი წლის განმავლობაში. დეფექტური მასალებისა და ნარმოების გამო გაჩენილი ნაკლევანებები შეკეთდება, ან პროდუქტი შეიცვლება Philips-ის ხარჯებით, შესაბამის პერიოდში შესყიდვის დამაჯერებელი მტკიცებულების წარდგენის შემთხვევაში. ოპტიმალური მუშაობისთვის Philips გირჩევთ ორიგინალური Sonicare საცმები გამოიყენოთ. სხვა საცმების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს ელექტრო ფლოსერი და საგარანტიო ვალდებულებები შეზღუდოს. დაუკავშირდით ჩვენს მომხმარებელზე ზრუნვის ცენტრს ტელეფონზე 1-800-682-7664 ან მისამართზე **www.philips.com/sonicare-warranty** (ჩრდილოეთი ამერიკა), ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებს გარეთ ადგილობრივ Philips-ის მომხმარებელზე ზრუნვის ცენტრს დაუკავშირდით. პროდუქტის შესახებ ინფორმაციისა და ონლაინ მომხმარებლის ინსტრუქციებისთვის ეწვიეთ გვერდს: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support>**

home/sonicare (ჩრდილოეთი ამერიკა) ან
www.philips.com/support (ჩრდილოეთი ამერიკის
 ფარგლებს გარეთ).

გარანტიის გამონაკლისები

რა არ იფარება გარანტიით:

- საქშენები
- არაავტორიზებული სათადარიგო ნაწილების ან არაავტორიზებული საქშენებით გამოყენებით გამოწვეული ზიანი.
- არასწორად/ბოროტად გამოყენებით, დაუდევრობით, შეტანილი ცვლილებებით ან უნებართვო შეკეთებით გამოწვეული ზიანი
- ბუნებრივი ცვლათა, მომეტრევის, გაფხაჭნის, გაცვეთის, ფერის შეცვლისა თუ ფერის დაკარგვის ჩათვლით

ნაგულისხმევი გარანტიები

ნებისმიერი ნაგულისხმევი გარანტიები, მათ შორის ნაგულისხმევი გარანტიები ვაჭრობისა და კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის შესახებ, უნდა შემოიფარგლოს ზემოთ მითითებული მკაფიოდ განსაზღვრული გარანტიების ხანგრძლივობით. ზოგიერთ სახელმწიფოში ნაგულისხმევი გარანტიების ხანგრძლივობის შეზღუდვები არ ვრცელდება.

ზარალის ანაზღაურების შეზღუდვა

PHILIPS ან მისი რომელიმე ფილიალი ან შვილობილი კომპანია არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე ფაქტობრივი, შემთხვევითი თუ ირიბი ზიანისთვის, რომელიც მიადგება გარანტიის დარღვევის, კონტრაქტის დარღვევის, დაუდევრობის, სამართალდარღვევის ან ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი თეორიის საფუძველზე. ასეთი ზიანი მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, დანაზოგის ან შემოსავლის დაკარგვას; მოგების დაკარგვას; გამოყენების დაკარგვას; შესამე მხარის პრეტენზიებს, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, სტომატოლოგები და სტომატოლოგ-ჰიგიენისტები; და ნებისმიერი შემცველი აღჭურვილობის ან მომსახურების ღირებულებას. ზოგიერთი

სახელმწიფო არ უშვებს შემთხვევითი ან ირიბი ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას.

გადამუშავება




- ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ელექტრო პროდუქცია და ბატარეები არ უნდა გადაყაროთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.
- დაიცავით თქვენს ქვეყანაში არსებული წესები ელექტრო პროდუქციისა და ბატარეების ცალკე შეგროვებასთან დაკავშირებით.
- ინფორმაცია REACH ნივთიერებების შესახებ, რომლებსაც შეიცავს Philips-ის პროდუქტები, შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: www.philips.com/REACH

მრავალჯერად დადამუშავებადი ბატარეის ამოღება

პროდუქტის გადაგებისას ჩამონტაჟებული მრავალჯერად დადამუშავებადი ბატარეა უნდა მოიხსნას კვალიფიციური პროფესიონალის მიერ. ჩამონტაჟებული მრავალჯერად დადამუშავებადი ბატარეების მოხსნის ინსტრუქციის პოვნა შესაძლებელია www.philips.com/support.

- ეს მოწყობილობა ლითიუმ-იონურ დადამუშავებად აკუმულატორს შეიცავს. გადაგება ან უტილიზაცია უნდა მოხდეს სათანადო წესით. მრავალჯერად დადამუშავებადი ბატარეის ამოსაღებად დაგჭირდებათ სახრახნისი და მკვნეტარა. ზემოთ აღწერილი პროცედურის შესრულებისას მიიღეთ სიფრთხილის ძირითადი ზომები.


1 დადამუშავებადი ბატარეის განსამუხტად ამუშავეთ კომპაქტური ფლოსერი იქამდე, სანამ ის არ გაჩერდება.




2 მოხსენით ავზი თქვენკენ მოქაჩვის გზით.




3 მოხსენით ხრახნების ორი თავსახური.




4 მოხსენით ხრახნები.



5 ამოიღეთ კორპუსიდან შიდა კომპონენტები.



6 მოხსენით ბატარეის საფარი.



7 ამოიღეთ ბატარეა ბუდიდან. გადაჭერით მავთულები ბატარეის ამოსაღებად.

გაფრთხილება: გამოიჩინეთ სიფრთხილე ბატარეის ბასრ კიდეებთან, რომ თავიდან აიცილოთ თითების დაზიანება.

8 დაფარეთ ბატარეის კონტაქტის წერტილები ლენტით, რომ თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა ბატარეის დარჩენილი მუხტის შედეგად.



- 9 ამის შემდეგ შესაძლებელია მრავალჯერადად დამუხტვადი ბატარეის გადამუშავება, პროდუქტის დარჩენილი ნაწილები კი უნდა გადაიყაროს სათანადო წესების დაცვით.

შენიშვნა: მოქმედების პერიოდის გასვლის შემდეგ არ გადაგდოთ მოწყობილობა ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ამის ნაცვლად, ჩააბარეთ ის შეგროვების ოფიციალურ პუნქტს გადამუშავებისთვის. ამგვარად, ხელს შეუწყობთ გარემოს დაცვას.

השתמש במוצר רק למטרה שלה הוא נועד. קרא מידע זה בעיון לפני השימוש במוצר ובסוללות ובאביזרים שלו, ושמור אותו לעיון עתידי. שימוש לא נכון עלול לגרום לסכנות או לפציעה.

אזהרות

- הרחק את כל הטעינה ממים.
- לאחר הניקוי, יש לוודא שכבל הטעינה יבש לחלוטין לפני חיבורו לשקע בקיר.
- מכשיר זה מתאים לשימושם של ילדים ואנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או ללא ניסיון או ידע, אם ימצאו תחת השגחה או יקבלו הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ויבינו את הסכנות האפשריות. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המוצר.
- אין לנקות חלק כלשהו של המוצר במדיח כלים אלא אם ניתנה הוראה אחרת בסעיף הניקוי.
- אל תטען את המוצר מחוץ למבנה או קרוב למשטחים מחוממים.
- מכשיר זה אינו מכיל חלקים הניתנים לטיפול על ידי המשתמש. אם המכשיר ניזוק, יש להפסיק מיד את השימוש בו וליצור קשר עם מרכז הטיפול בצרכנים במדינה שלך. אין להשתמש בכבל USB או בספק USB אם יש בהם פגם.
- יש להשתמש באביזרים ובמוצרים מתכלים מקוריים של Philips בלבד. אם סופקו, השתמש רק בכבל USB המקורי וביחידת USB המקורית לאספקת החשמל.
- כדי למנוע פגיעה פיזית, אל תמלא את המכל במים חמים. אל תכניס למכל חפצים זרים.
- מכשיר זה מיועד רק לניקוי שיניים וחניכיים.
- אין להשתמש לניקוי עיניים, אוזניים או אף.
- גובה השימוש המרבי הוא 4500 מטר.
- מים עלולים להצטבר על המשטח או על הרצפה ולהוות סכנה להחלקה, אם משתמשים במכשיר לא מעל הכיור.
- יש לנקות בקביעות את המוצר (במיוחד בתוך המכל).
- יש לטעון רק באמצעות מתאמי UL, WAA2001, WAA1001 של Philips או שווי ערך בעלי אישור בטיחות עם דירוג כניסה (100 - 240V ; 50/60Hz ; 3.5W) ודירוג יציאה (2.5W ; 5Vdc). ניתן לראות את רשימת המתאמים בכתובת www.philips.com/support.

אזהרות רפואיות:

- אם יש לך קוצב לב או התקן מושתל אחר, פנה לרופא שלך או ליצרן המכשיר המושתל לפני השימוש.
- יש להפסיק את השימוש במכשיר ולהתייעץ עם רופא השיניים/רופא משפחה אם לאחר השימוש במכשיר יופיע דימום מוגזם או ממושך, או אם תחוש אי נוחות או כאב במהלך השימוש.
- מכשיר זה הוא מכשיר לטיפול אישי ואינו מיועד לשימוש במשותף עם מספר משתמשים.

- מומלץ להיוועץ במומחה ברפואת שיניים לפני השימוש במוצר זה אם עברת ניתוח פה או חניכיים בחודשים הקודמים.

הוראות בטיחות לסוללות

- מכשיר זה כולל סוללות שאינן ניתנות להחלפה והסרתן תתבצע רק על ידי אנשים מיומנים.
- השתמש במוצר רק למטרה שלה הוא נועד. קרא מידע זה בעיון לפני השימוש במוצר ובסוללות ובאביזרים שלו, ושמור אותו לעיון עתידי. שימוש לא נכון עלול לגרום לסכנות או לפציעה. האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
- השתמש רק באביזרים ובחומרים מתכלים מקוריים של Philips.
- יש להחזיק את המוצר ואת הסוללות הרחק מאש, ואין לחשוף אותם לאור שמש ישיר או טמפרטורות גבוהות.
- אם המוצר מתחמם בצורה חריגה או פולט ריח מוזר, משנה את צבעו או שהטעינה נמשכת זמן ארוך מהרגיל, יש להפסיק את הטעינה והשימוש במוצר ולפנות למשווק המקומי של Philips.
- אין להניח את המוצרים והסוללות שלהם בתנורי מיקרוגל או על משטחי תנור אינדוקציה.
- אין לפתוח, לשנות, לנקב, לגרום נזק או לפרק את המוצר או הסוללה כדי למנוע התחממות של הסוללות ופליטה של חומרים מסוכנים. אין לגרום לקצר לסוללות, לטעינת יתר או להפוך את סוללות הטעינה.
- מכשיר זה כולל סוללות שאינן ניתנות להחלפה. כאשר הסוללה מסתיימת, המכשיר ייפטר כהלכה, ראה סעיף על מיחזור.
- יש לטעון ולהשתמש במוצר בטמפרטורה שבין 3°C ו- 40°C .
- אם הסוללות פגומות או דולפות, יש למנוע מגע שלהן בעור או בעיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף היטב במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
- בעת הטיפול בסוללה, יש לוודא שהידיים, המוצר והסוללות יבשים.
- כדי למנוע קצר מקרי של הסוללות לאחר הסרתן, אין לאפשר לקוטבי הסוללה לבוא במגע עם חפצים מתכתיים (לדוגמה מטבעות, סיכות שיער, טבעות). אין לעטוף את הסוללות בריעת מתכת או בנייר אלומיניום. יש להדביק סלטיף על קוטבי הסוללה או להכניס לשקית פלסטיק לפני שמסליכים אותן.
- צריכת הספק:
- במצב כבוי (ללא אביזרים מצורפים) 0.1 וואט
- מצב אנרגיה נמוכה 0.3 וואט
- טעינה: טעינה בחיבור USB (5 וולט מתח ישר, 1 אמפר)

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)


מכשיר Philips זה תואם את כל התקנים והתקנות החלים לגבי חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

תנאים לאחסון ולשינוע

טמפרטורה (הובלה ואחסון) 20- מעלות צלזיוס עד 60+ מעלות צלזיוס

יש לשמור הוראות אלה

הסמלים הבאים יכולים להופיע על המוצר:
סמל זה מציין שיש לקרוא את ההוראות השימוש לפני השימוש במכשיר.



סמל זה מציין שיש להשתמש באספקת המתח הרשום.
ספק כוח נתיק חלק: ה- "XXXXXX" מציין את מספר הדגם של ספק הכוח שבו יש להשתמש.

הקדמה

ברוך הבא ל-Philips! ברכות על Sonicare Compact Flosser החדש. כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש-Philips מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת philips.com/welcome.

שימוש מיועד

Philips Sonicare Compact Flosser היא מכשיר שטיפה לפה שמיועד להסרת פלאק ושאריות מזון מבין השיניים ועל משטח השן, על מנת להקטין עששת ולשפר את בריאות החניכיים ולשמור עליהם. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי לצרכן, בדרך כלל פעם ביום, לפחות.

Philips Sonicare Compact Flosser שלך

- 1 לחצן שחרור נחיר
- 2 לחצן הפעלה/כיבוי
- 3 לחצן מצב
- 4 נורית מחוון מצבים
- 5 נורית מחוון הסוללה
- 6 מכל

7 חיבור מילוי/אחסון זרבובית

8 יציאת טעינה

אביזרים

9 נחיר Comfort


10 נחיר סטנדרטי

11 מחבר USB-A קטן (מתאם קיר אינו כלול)


הערה: האביזרים הכלולים עשויים להשתנות בהתאם לדגם הנרכש.

מתחילים**הגדרת Compact Flosser**

1 משוך בעדינות את מכסה פתח המילוי.




2 הסר את הנחיר מתא האחסון.




3 הכנס את הנחיר המועדף עליך אל ההתקן.


הערה: ודא שהנחיר הוכנס במלואו ושטוף עם החלק העליון של המכשיר.



4 ודא שהכיסוי של פתח המילוי פתוח ומשוך את המכל מטה.

הערה: כאשר מכסה פתח המילוי פתוח, קל יותר למשוך את המכל מטה.






- 5 משוך את המכל מטה עד שמעצור המכשיר נמצא מעל המעצור שבתוך המאגר.

מילוי המכל

אזהרה: הסר את המסען מה-Compact Flosser לפני מילוי המכל ושימוש במכשיר.

- 1 פתח את פתח המילוי ומלא את המכל במים פושרים.
או



אפשר גם למלא מים ישירות לתוך המכל. משוך בעדינות את המכל מהמכשיר Compact Flosser ומלא במים עד לקו המילוי המקסימלי. חבר את המכל וודא שמעצור המכשיר והמכל נמצאים במקומם בצורה נכונה.

- 2 סגור בעדינות את פתח המילוי.

הערה: בעת מילוי המכל, אל תעבור את קו המילוי המרבי (200 מיליליטר).


מצבים

למכשיר Compact Flosser שלך יש שלושה מצבים שונים. לחץ על לחצן המצב כדי לעבור בין המצבים.
למצבים יש עוצמות שונות. הם מדורגים מנמוך לגבוה:

Sensitive

מצב זה, עם קוצב, מספק לחץ מים עדין. הקוצב מציין שאתה אמור לעבור לחלק הבא של הפה, על ידי הפוגה קצרה בזרימת המים כל 15 שניות.

פעילות



מצב זה, מפעיל פעימות חזקות ועדינות לסירוגין, ומיועד לעסות ולעורר את החניכיים. הקוצב מציין שאתה אמור לעבור לחלק הבא של הפה, על ידי הפוגה קצרה בזרימת המים כל 15 שניות.


Clean

מצב זה, עם קוצב, מספק לחץ מים קבוע לניקוי מעולה. הקוצב מציין שאתה אמור לעבור לחלק הבא של הפה, על ידי הפוגה קצרה בזרימת המים כל 15 שניות.

הערה: בשימוש בפעם הראשונה, הפעל את המכשיר במצב Sensitive בעוצמה הנמוכה ביותר. מומלץ להגביר את עוצמת השימוש במשך שבועות מספר. כך יתקבלו יתרונות ניקוי טובים יותר מאחר שתוכל לשאת בעוצמות גבוהות יותר.

הערה: המכשיר Compact Flosser מסופק כשהקוצב במצב פועל. כדי להפעיל או לבטל את הקוצב כשהמכשיר Compact Flosser במצב כבוי, לחץ והחזק את לחצן בחירת המצבים במשך 3 שניות. כאשר הפעולה מבוטלת, נורית מחוון הסוללה תהבהב פעם אחת בצבע כתום. במצב פעולה, נורית מחוון הסוללה תהבהב פעמיים בצבע ירוק.


שימוש במכשיר Compact Flosser



- 1 לפני הפעלת המכשיר, כוון את קצה הנחיר לכיור. אפשר למים להינתז ברסס אל הכיור. כבה את המכשיר לאחר שמים השתחררו מהמכשיר.




- 2 הכנס את קצה הנחיר לפה. הישען מעל הכיור וסגור חלקית את השפתיים מעל קצה הנחיר, כדי שלא יתיז. השאר מספיק רוח כדי שהמים יוכלו לזרום מהפה לכיור.



- 3 מקום את קצה הנחיר ממש מעל קו החניכיים בזווית של 90°.




4 לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי שבידית כדי להפעיל את המכשיר Compact Flosser ולהתחיל בניקוי.




a התחל בשיניים האחוריות בלסת העליונה או התחתונה, החלק את קצה הנחיר לאורך קו החניכיים ועצור להפוגה קצרה בין כל שן.

הערה: סובב את הנחיר לפי צורך כדי לאפשר הצבה קלה יותר לאורך קו החניכיים.



b המשך עם הקוצב כדי לנקות את השיניים בחוץ (15 שניות) ובפנים (15 שניות), במשך 30 שניות בסך הכל בקשת אחת של הפה.

הערה: זכור לנקות את החלק הפנימי של השיניים.




c המשך עם הקוצב וחזור על הפעולה בקשת השנייה של הפה במשך עוד 15 שניות בחלק הפנימי ו-15 שניות בחלק החיצוני, עד שכל הרווחים סביב השיניים וביניהם יעברו ניקוי במשך זמן כולל של דקה אחת לפחות.

הערה: אתה יכול לעצור את זרימת המים במהלך השימוש, בלחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי שב-Compact Flosser.


הערה: אם תחליט לחזור ולמלא את המכל במהלך השימוש, כבה את המכשיר בזמן מילוי המכל, ולאחר מכן, המשך מהמקום שהפסקת, עד אשר כל הרווחים סביב השיניים וביניהם יעברו ניקוי במשך זמן כולל של דקה אחת לפחות.

לאחר כל שימוש




1 הסר את הנחיר על ידי משיכת הנחיר והחזקה של לחצן שחרור הנחיר בו-זמנית.


2 שטוף את קצה הנחיר מתחת למים חמימים.



3 פתח בעדינות את פתח המילוי בחלק העליון של המכשיר Compact Flosser.



4 שפוך את כל המים העודפים. יש לייבש את הנחיר, מהחלק החיצוני של הידית ומהמכל.



5 הכנס את הנחיר אל תוך הידית.

הערה: כדי להקל את הייבוש, יש להשאיר את פתח המילוי במצב פתוח או להשאיר את המכשיר Compact Flosser במצב מפורק בין השימושים (אפשר לשלוף את המכל לחלוטין).

הערה: אין להשאיר את המכשיר Compact Flosser במצב לא מורכב יותר זמן מהנדרש.

טעינה ומצב סוללה

המכשיר Sonicare Compact Flosser תוכנן לספק 24 סבבי ניקוי לפחות, כשכל הפעלה נמשכת דקה אחת עם סוללה טעונה במלואה. המכשיר יכבה אחרי שימוש של 2 דקות.


הערה: לפני השימוש הראשון, טעינת הסוללה למצב מלא יכולה לארוך עד 4 שעות, אבל אפשר להשתמש במכשיר Compact Flosser לפני טעינה מלאה.

טעינה

- 1 משוך וסובב בעדינות את מכסה פתח הטעינה בצד המכשיר Compact Flosser, כדי לחשוף את פתח הטעינה.




- 2 חבר את המחבר USB-A של כבל הטעינה למתאם קיר USB של 5 וולט.



הערה: מתאם קיר אינו נכלל בכל הדגמים. השתמש רק במתאם של 5 וולט (סוג A).

- 3 חבר את המחבר USB-A לכבל טעינה עם מחבר קטן לחיבור הטעינה.



הערה: ודא שהידית יבשה לחלוטין לפני שתחבר את מחבר USB-A לכבל טעינה עם מחבר קטן.

- 4 מחוון הסוללה יבהב בזמן הטעינה.

- 5 סגור את מכסה פתח הטעינה שבמכשיר Compact Flosser, כשהוא אינו במצב טעינה פעילה.



מצב סוללה

מצב סוללה

מחווון הסוללה יראה את מצב הסוללה לאחר שיושלם סבב הניקוי או כאשר תפסיק את המכשיר Compact Flosser. כאשר המכשיר Compact Flosser נמצא בטעינה

מצב סוללה	מחווון סוללה
מלאה	ירוק מלא
טעינה	מהבהב בירוק

הערה: מחווון הסוללה יבהב עד טעינה מלאה. כאשר הסוללה תיטען במלואה כשהיא מחוברת, תאורת המחווון תשתנה לירוק מלא במשך 30 שניות ולאחר מכן תעבור למצב כבוי.

כאשר המכשיר Compact Flosser לא נטען

מצב סוללה	מחווון סוללה
מלאה	ירוק מלא
בינוני	מהבהב בירוק
חלשה	מהבהב בכתום
ריקה	מהבהבת בכתום במשך 5 שניות והמכשיר Compact Flosser יכבה באופן אוטומטי


הערה: כאשר מחווון הסוללה החלשה מאיר, המכשיר Compact Flosser מתוכנן לספק 3 סבבי ניקוי לפחות, כל אחד במשך דקה אחת.

ניקוי

את המכשיר Compact Flosser יש לנקות פעם בשבוע. נקה את המכשיר ואת האביזרים בדרך הבאה. האביזרים יכולים להיות שונים בתלות בדגם.


הערה: אין להפעיל או לנקות את המכשיר בתמיסות ניקוי עם תכולת אלכוהול גבוהה.

אזהרה: אין לנקות את המכשיר Compact Flosser כאשר כבל הטעינה USB-A לתקע קטן מחובר. נתק את המכשיר וסגור את מכסה פתח הטעינה לפני הניקוי.



1 הסר את הנחיר על ידי משיכת הנחיר והחזקה של לחצן שחרור הנחיר בו-זמנית.

2 שטוף את קצה הנחיר מתחת למים חמימים.




3 פתח בעדינות את פתח המילוי בחלק העליון של המכשיר Compact Flosser.

4 יש לשפוך את שאריות המים בכיור.


5 יש להסיר בעדינות את המכל מהמכשיר Compact Flosser במשיכה. אפשר לשטוף את המכל ביד במים חמים עם סבון עדין. כאשר יידרש, תוכל לנקות את הידית על ידי ניגוב במטלית רכה וסבון עדין.

אחסון


המכשיר Compact Flosser תוכנן כך שאפשר לאחסן נחיר אחד בידית. כדי להשתמש בתכונה זו:




1 הסר את הנחיר על ידי משיכת הנחיר והחזקה של לחצן שחרור הנחיר בו-זמנית.



2 פתח בעדינות את פתח המילוי בחלק העליון של המכשיר Compact Flosser.




3 הכנס את הנחיר לפתח המילוי.



4 כווץ את המכשיר Compact Flosser על ידי דחיפת המכל כלפי מעלה.

הערה: כאשר מכסה פתח המילוי פתוח, קל יותר לכווץ את המכל.



5 סגור בעדינות את פתח המילוי.

החלפה

החלף נחירים כל 6 חודשים או מיד כאשר הם נפגמים. כדי לקנות אביזרים או חלקי חילוף, עבור לדף **philips.com** או פנה לסוכן Philips Sonicare המקומי.

הערה: המכשיר Compact Flosser תואם רק עם הנחירים של Philips Sonicare Compact Flosser. הוא אינו תואם לנחירי Philips Sonicare אחרים כמו אלה המיועדים למכשיר Power Flosser.

פתרון בעיות

תשובה	שאלה
לא מומלץ להשתמש בשמנים אחרים במכל. אפשר לערבב שטיפת פה עם מים ולהשתמש במכל. לאחר שימוש במי פה יש לשטוף את המכשיר כדי למנוע סתימה, על ידי מילוי חלקי של המכל במים חמימים והפעלה של המוצר עם קצה מכוון לכיוון עד שהמכל יהיה ריק.	האם אוכל להשתמש במי פה או בשמנים אחרים במכל שלי?
עבור מכשיר זה יש להשתמש רק בנחירי N1 ו-N2 של Philips. נחירי Philips אחרים או שאינם של Philips אינם תואמים למוצר זה.	האם נחירים אחרים יתאימו ל-Philips Sonicare Compact Flosser שלי?
אנו ממליצים להחליף את הנחיר לאחר 6 חודשי שימוש. תוכל למצוא מידע נוסף על רכישת חלקי חילוף בכתובת philips.com	באיזו תדירות עלי להחליף את הנחיר?
יש לפתוח את פתח המילוי ולהסיר את הנחיר לפני שמנסים להאריך את המכל. פעולה זו אמורה לאפשר למכל להתרחב בקלות.	אני מתקשה להאריך את המכל

אחריות ותמיכה

Philips מספקת אחריות למוצריה למשך שנתיים לאחר תאריך הרכישה. פגמים הנובעים מחומרים ועבודה פגומים יתוקנו או יוחלפו על חשבון חברת Philips בתנאי שתסופק הוכחה משכנעת לרכישה בתקופת האכשרה. לקבלת ביצועים מיטביים, Philips ממליצה להשתמש בנחירי Sonicare מקוריים. שימוש בנחירים אחרים עלול לגרום נזק למכשיר Compact Flosser ולהגביל את ההגנה במסגרת האחריות. צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו בכתובת 1-800-682-7664 או **www.philips.com/sonicare-warranty** (לצפון אמריקה), מחוץ לצפון אמריקה יש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות המקומי של Philips. למידע על המוצר ולהוראות שימוש מקוונות, בקר בכתובת: **<https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/sonicare>** (לצפון אמריקה) או בכתובת **www.philips.com/support** (מחוץ לצפון אמריקה).

החרגות מבחינת אחריות

מה שאינו כלול במסגרת האחריות:

- נחירים
- נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחלקי חילוף לא מורשים או בנחירים לא מורשים
- נזק שנגרם בשל שימוש לרעה, הזנחה, שינויים או תיקונים בלתי מורשים.
- בלאי ושחיקה רגילים, לרבות שבבים, שריטות, שפשופים, שינוי צבע או דהיייה.

אחריות מרומזת

כל אחריות מרומזת, לרבות אחריות מרומזת לגבי סחירות והתאמה ליעוד מסוים, תהיה מוגבלת למשך האחריות המפורשת המצוינת לעיל. במדינות מסוימות המגבלות על משך האחריות המרומזת אינן ישימות.

הגבלת הסעדים

בשום מקרה PHILIPS או כל אחת מהחברות המסונפות לה או חברות הבת שלה לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי בהתבסס על הפרת האחריות, הפרה של חוזה, הזנחה, עוולה, או על כל תיאוריה משפטית אחרת. נזקים אלו כוללים, ללא הגבלה, אובדן חסכוניות או מחזוריים, אובדן רווחים, אובדן השימוש, תביעות מאת צד שלישי לרבות, ללא הגבלה, רופאי שיניים ושינויות ועלות של כל ציוד או שירותים תחליפיים כלשהם. במדינות מסוימות לא ניתן להחריג או להגביל נזקים מקריים או תוצאתיים.

מיחזור

- סמל זה מציינ שהמוצרים החשמליים והסוללות אינן מיועדות להשלכה ביחד עם הפסולת הביתית הרגילה.
- יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים וסוללות.
- מידע לגבי חומרי REACH, שקיימים במוצרים של Philips, אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/REACH



הסרה של הסוללה הנטענת


רק איש מקצוע מוסמך רשאי להסיר את הסוללה הנטענת המובנית בעת השלכת המוצר. הוראות להסרת סוללות נטענות מובנות ניתן למצוא באתר www.philips.com/support.

- מכשיר זה כולל סוללת יוני ליתיום נטענת. יש למחזר או להיפטר כראוי.


כדי להסיר את הסוללה הנטענת, נדרשים מברג וצבת לחיתוך חוטים. יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים בעת ביצוע ההליך המתואר בהמשך.

1 כדי לרוקן את הסוללה הנטענת מכל המטען שבה, יש להניח למכשיר Compact Flosser לפעול עד שייעצר.


2 יש להסיר את המכל במשיכה.




3 יש להסיר את שני מכסי הברגים.




4 יש להסיר את הברגים.




5 משוך את הרכיבים הפנימיים מתוך הגוף.



6 יש להסיר את מכסה הסוללה.





7 משוך את הסוללה מהתקן טעינת הסוללה. להסרת הסוללה יש לחתוך את החוטים.

זהירות: יש לשים לב לקצוות החדים של לשוניות הסוללה כדי למנוע פגיעה באצבעותיך.

8 יש לכסות את מגעי הסוללה בסרט דביק, כדי למנוע קצר חשמלי מהמטען שנתר בסוללה.

9 כעת ניתן למחזר את הסוללה הנטענת ולהשליך את שאר חלקי המוצר באופן מתאים.

הערה: בסיום חייו, אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא להעביר אותו למיחזור, בנקודת איסוף מאושרת. כך, אתם תורמים לשימור איכות הסביבה.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



www.philips.com/Sonicare

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands

Philips Oral Healthcare, LLC
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021 U.S.A

Philips Electronics UK Limited
Ascent 1,
Aerospace Boulevard Farnborough
GU14 6XW United Kingdom

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.
300015044731 (29/05/2025)

