

PHILIPS
sonicare

1100



300015933351 (2025-08-26)



English

We hereby inform you that the user guides for Philips Sonicare electric toothbrush kits 1100 Series contain instructions for use of the models (types) of the electric toothbrushes listed in the table, which also includes their accessories, basic parameters, characteristics and the countries of production.

Model of Philips Sonicare kit consisting of electric toothbrush or toothbrushes with accessories	HX3901/01	HX3901/03	HX3902/01
Series	1100	1100	1100
Type of Philips Sonicare electric toothbrush (battery type, country of production, safety class)	HX390W1 (Li-Ion, made in China, Class III Constructions)	HX390MB (Li-Ion, made in China, Class III Constructions)	HX390W1 (Li-Ion, made in China, Class III Constructions)
Brushing modes	Clean	Clean	Clean
Brushing intensity levels	1	1	1
Series of Philips Sonicare toothbrush head (bristle stiffness, pc.)	i, InterCare (medium soft, 1 pc.)	i, InterCare (medium soft, 1 pc.)	i, InterCare (medium soft, 1 pc.)
USB-A cable	1 pc.	1 pc.	1 pc.
Toothbrush head reminder mode	No	No	No

Storage and Usage Conditions

Transport and storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to 140 °F)

Transport and storage relative humidity: 10% - 90%

Temperature of usage: 0 °C - 40 °C (32 °F to 104 °F)

Relative humidity of usage: 20% - 90%

The manufacturer: Philips Consumer Lifestyle B. V.
Tussendiepen 4, 9206 AD, Drachten, The Netherlands
For household needs

Кыргызча

Биз Philips Sonicare 1100 Series электр тиш щеткасынын топтомунда, колдонуучу жетектемесинин таблицада көрсөтүлгөн электр тиш щеткаларынын үлгүлөрү (түрлөрү) үчүн колдонуу нускамалары камтылганын билдиребиз. Ал таблицада жабдуулары, негизги параметрлери, мүнөздөмөлөрү жана өндүрүлгөн өлкөлөрү да көрсөтүлгөн.

Philips Sonicare топтомунун үлгүсү аксессуарлары камтылган электр тиш щеткасынан же тиш щеткаларынан турат	HX3901/01	HX3901/03	HX3902/01
Series	1100	1100	1100
Philips Sonicare электрикалык тиш щетка түрлөрү (батарея түрү, өндүргөн өлкө, коопсуздук классы)	HX390W1 (Li-Ion, Кытайда жасалган, III класстагы түзүм)	HX390MB (Li-Ion, Кытайда жасалган, III класстагы түзүм)	HX390W1 (Li-Ion, Кытайда жасалган, III класстагы түзүм)
Тазалоо режимдери	Clean	Clean	Clean
Щеткалоо ургаалдыгынын деңгээлдери	1	1	1
Philips Sonicare тиш щетка баштарынын сериялары (кылдын катуулугу, дн.)	i, InterCare (орто жумшак, 1 даана.)	i, InterCare (орто жумшак, 1 даана.)	i, InterCare (орто жумшак, 1 даана.)
USB-A кабели	1 дн.	1 дн.	1 дн.
Щетканын башын алмаштыруу керектигин эскертүү режими	Жок	Жок	Жок

Сактоо жана колдонуу шарттары

Ташуу жана сактоо температурасы: -20 °C баштап +60 °C чейин

Ташуу жана сактоодогу салыштырмалуу нымдуулук: 10% - 90%

Колдонуу температурасы: 0 °C - 40 °C

Колдонуудагы салыштырмалуу нымдуулугу: 20% - 90%

Өндүрүүчү: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.»,
Нидерланд, Драхтен, 9206 АД, Туссендиепен 4
Үй-тиричилик керектери үчүн арналат

Русский

Настоящим информируем вас, что в руководствах пользователя для комплектов электрических зубных щеток Philips Sonicare серии 1100 Series содержатся инструкции по использованию моделей (типов) электрических зубных щеток, перечисленных в таблице. Таблица также включает список их принадлежностей, основные параметры и характеристики, страны производства.

Комплект модели Philips Sonicare включает в себя электрическую зубную щетку или зубные щетки с принадлежностями	HX3901/01	HX3901/03	HX3902/01
Series	1100	1100	1100
Тип электрической зубной щетки Philips Sonicare (тип аккумулятора, страна производства, класс безопасности)	HX390W1 (Li-Ion, сделано в Китае, конструкция класса III)	HX390MB (Li-Ion, сделано в Китае, конструкция класса III)	HX390W1 (Li-Ion, сделано в Китае, конструкция класса III)
Режимы чистки	Clean	Clean	Clean
Уровни интенсивности чистки	1	1	1
Серия насадок зубной щетки Philips Sonicare (жесткость пучков щетинок, шт.)	i, InterCare (среднемягкая, 1 шт.)	i, InterCare (среднемягкая, 1 шт.)	i, InterCare (среднемягкая, 1 шт.)
Кабель USB-A	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Режим напоминания о замене насадки	Нет	Нет	Нет

Условия эксплуатации и хранения

Температура при транспортировке и хранении: от –20 до +60 °C
Относительная влажность при транспортировке и хранении: 10–90 %
Температура при эксплуатации: от 0 до 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации: 20% - 90%
Производитель: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б. В.»,
Туссендиенпен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Для личного использования

Қазақша

Philips Sonicare компаниясының 1100 Series электрлік тіс щеткасының пайдаланушы нұсқаулықтарында кестеде көрсетілген электр тіс щеткаларының үлгілерін (түрлерін) пайдалану нұсқаулары бар екенін, сонымен қатар олардың керек-жарақтарын, негізгі параметрлері мен сипаттамаларын, сондай-ақ шығарған елдерді қамтитынын ескертеміз.

Philips Sonicare жинағы үлгісінде электр тіс щеткасы немесе керек-жарақтары бар тіс щеткалары қамтылған	HX3901/01	HX3901/03	HX3902/01
Series	1100	1100	1100
Philips Sonicare электр тіс щеткасының түрі (батарея түрі, шығарған ел, қауіпсіздік класы)	HX390W1 (Li-Ion, Қытайда жасалған, III класты құрастырмалар)	HX390MB (Li-Ion, Қытайда жасалған, III класты құрастырмалар)	HX390W1 (Li-Ion, Қытайда жасалған, III класты құрастырмалар)
Щеткамен тазалау режимдері	Clean	Clean	Clean
Тазалау қарқындылығының деңгейлері	1	1	1
Philips Sonicare тіс щеткасы басының сериясы (қылшық қаттылығы, дана)	i, InterCare (орташа жұмсақ, 1 дана)	i, InterCare (орташа жұмсақ, 1 дана)	i, InterCare (орташа жұмсақ, 1 дана)
USB-A кабелі	1 дана	1 дана	1 дана
Тіс щеткасының басы туралы еске салғыш режимі	Жоқ	Жоқ	Жоқ

Сақтау және пайдалану жағдайлары

Тасымалдау және сақтау температурасы: -20°C және +60°C аралығы
Тасымалдау және сақтаудың салыстырмалы ылғалдылығы: 10% - 90%
Пайдалану температурасы: 0°C және 40°C аралығы
Пайдаланудың салыстырмалы ылғалдылығы: 20% - 90%
Өндіруші: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.»,
Туссендиенпен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

Հայերեն

Սույնով մենք Ձեզ տեղեկացնում ենք, որ Philips Sonicare 1100 Series ատամի էլեկտրական խոզանակի լրակազմի օգտվողի ձեռնարկները պարունակում են ցուցումներ էլեկտրական խոզանակների աղյուսակում նշված մոդելների (տեսակների) համար, որոնք ներառում են նաև դրանց պարագաները, հիմնական պարամետրերն ու բնութագրերը և արտադրության երկրները:

Philips Sonicare մոդելի լրակազմ, որը բաղկացած է ատամի էլեկտրական խոզանակ(ներ)ից՝ պարագաներով	HX3901/01	HX3901/03	HX3902/01
Series	1100	1100	1100
Philips Sonicare ատամի էլեկտրական խոզանակի տեսակը (մարտկոցի տեսակը, արտադրության երկիրը, անվտանգության դասը)	HX390W1 (Li-ion, արտադրված է Չինաստանում, III կարգի կառուցվածքներ)	HX390MB (Li-ion, արտադրված է Չինաստանում, III կարգի կառուցվածքներ)	HX390W1 (Li-ion, արտադրված է Չինաստանում, III կարգի կառուցվածքներ)
Մաքրման ռեժիմներ	Clean	Clean	Clean
Խոզանակով մաքրման ինտենսիվության մակարդակները	1	1	1
Philips Sonicare ատամի խոզանակի գլխիկի սերիա (մազիկների կոշտություն, հատ)	i, InterCare (միջին փափուկ, 1 հատ)	i, InterCare (միջին փափուկ, 1 հատ)	i, InterCare (միջին փափուկ, 1 հատ)
USB-A մալուխ	1 հատ	1 հատ	1 հատ
Ատամի խոզանակի գլխիկի հիշեցման ռեժիմ	Ոչ	Ոչ	Ոչ

Պահպանման և օգտագործման պայմաններ

Փոխադրման և պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -20°C-ից +60°C
Փոխադրման և պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 10% - 90%
Օգտագործման ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից 40°C
Օգտագործման հարաբերական խոնավությունը՝ 20% - 90%
Արտադրող՝ «Ֆիլիպս Թոնսյումեր Լայֆսթայլ Բ.Վ.»
Տուսենդիենպեն 4, 9206 ԱԴ, Դրահտեն, Նիդերլանդներ
Տան պայմաններում օգտագործման համար