

PHILIPS

sonicare


9000

DiamondClean

9000 Series







English 6

Bahasa Indonesia 26

Bahasa Melayu 47

ภาษาไทย 71

한국어 90

Introduction

Welcome to the Philips Sonicare family!
This toothbrush enables you to obtain superior plaque removal, whiter teeth and healthier gums. Using Sonicare's combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you're getting the very best clean, every time.

Further support and product registration are available to you at: **www.philips.com/support**

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Keep the charging base and/or charging travel case away from water.
- After cleaning, make sure the charging base and/or charging travel case are completely dry before you connect them to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use the charger provided with the product. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, stop using it and contact the Consumer Care Center in your country. If the cord is damaged, replace the charger with a new one.

- Do not use the charging base and/or charging travel case outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

Medical warnings

- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Battery safety instructions

- Only use original Philips accessories and consumables. Only use detachable supply unit TCAXxxx and/or CBAXxxx. Only use the rechargeable battery provided with the product.
- Charge and use the product at a temperature between 5 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.

- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes equipped with a radio frequency interface (Bluetooth or BrushSync) are in compliance with Directive 2014/53/EU.

- Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz
- Maximum Bluetooth radio frequency power: 3 dBm
- NFC radio frequency: 13.56 MHz
- Maximum NFC radio frequency power: -26 dBm

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.philips.com/support

Intended use

Sonicare DiamondClean 9000 power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. Sonicare DiamondClean 9000 power toothbrushes are intended for personal use. Use by children should be with adult supervision.

Your Philips Sonicare (Fig 1.)

- 1 Handle
- 2 Power on/off button
- 3 Intensity indicator


- 4 Mode/intensity button
- 5 Mode indicator
- 6 Brush head replacement reminder light
- 7 Battery indicator

Accessories:

- 8 Brush head cap
- 9 Smart brush heads
- 10 BrushSync symbol
- 11 Charging glass
- 12 Charging stand
- 13 Charging base
- 14 Travel case
- 15 Charging travel case
- 16 USB(-A) wall adapter

Note: Accessories included may vary based on the model purchased.

The following symbols may appear on the product:
Read Operator's Manual.



Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

Sonicare app - Getting started

The Sonicare app pairs with your toothbrush to provide you a connected experience. The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones.

To start using the Sonicare app:

- 1 Download the Sonicare app to your phone.
- 2 Ensure your phone's Bluetooth is turned on.
- 3 Pick up your toothbrush to ensure it is active (lights on).

- 4 Open the app and follow the steps.
- 5 Pair your toothbrush with the app.
- 6 Create your account via the app. Complete firmware update, if prompted, to access the latest improvements and features.
- 7 Brush regularly with your toothbrush connected to the app. When you regularly sync the toothbrush with the app, you will receive updates to help improve your oral healthcare.
- 8 Sync regularly.
- 9 Keep your phone close to your toothbrush for optimal data transfer.

To sync manually: Pair/connect your toothbrush with the app every two weeks to benefit from the app features/capabilities.

To sync automatically: Allow location permission while setting up the app. By allowing location permission, your phone knows when it is in the connection range of your toothbrush and can refresh your brushing data in the app to provide the latest insights and recommendations.

Note: Make sure your phone's Bluetooth is switched on when using the app so that your toothbrush can transfer and update your brushing data in the app. If you have questions about why your brushing data is collected, be sure to review the Sonicare Privacy Statement, available throughout the app setup process.

App features

Your Sonicare power toothbrush is equipped with smart sensors to provide you with feedback about your brushing habits, including:

- Daily brushing sessions
- Time spent during each brushing session
- Applied brushing pressure
- Brush head replacement reminder (based on actual use)

The Sonicare app collects the data provided by the smart sensors and tracks your brushing habits over time.

Getting started



- 1 Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle.



- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it will not go any further.

Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle.

Using your Philips Sonicare toothbrush


If you are using your Sonicare toothbrush for the first time, it is normal to feel more vibration than when using a non-electric toothbrush. It is common for first-time users to apply too much pressure. Only apply gentle pressure and let the toothbrush do the brushing for you. Please follow the brushing instructions below for the best experience.

To help you transition to your new Sonicare power toothbrush, use a lower setting for the first 1-2 weeks then transition to a higher setting.

Brushing instructions




- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.




- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees). Pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.




- 3 Press the power on/off button to switch on the Philips Sonicare.



- 4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: The bristles should slightly flare. It is not recommended to scrub as you would with a manual toothbrush.


Note: If you apply too much pressure, you will be alerted by a change in vibration of the handle and the brush head replacement reminder flashing amber.



- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.
- 6 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer.

Note: Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces (brush heads wear out sooner when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns, veneers) if they are properly adhered and not compromised.

BrushPacer









To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 6 sections using the BrushPacer feature. The BrushPacer divides the brushing time into 6 equal segments and indicates when you should move to the next area. The segments are indicated with a brief pause in vibration. The toothbrush automatically stops at the end of the brushing session.

Note: Additional segments may be added when you use the White+ or Gum Health Modes.

Modes


Your power toothbrush is equipped with 4 different modes: Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+. Based on the smart brush head you use, the optimal mode and intensity will be selected automatically by the BrushSync technology. To change modes, press the mode/intensity button while the handle is turned off.

	Clean and Deep Clean+	White+	Gum health
Benefit	Plaque removal	Plaque and surface stains removal	Plaque removal and gum massage
Recommended intensity level	High	High	High
Total brushing time	Clean: 2 minutes Deep Clean+: 3 minutes	2 minutes and 40 seconds	3 minutes and 20 seconds

	Clean and Deep Clean+	White+	Gum health
How to brush	Clean: Brush each segment for 20 seconds  Deep Clean+: Brush each segment for 30 seconds* 	Brush each segment for 20 seconds,  then brush segments 7 and 8 for 20 seconds each 	Brush each segment for 20 seconds,  then brush segments 7, 8, 9 and 10 for 20 seconds each 

Note: When brushing with the Philips Sonicare app in 'Deep Clean+' mode, the brushing time will be 2 minutes when connected to the app and 3 minutes when not connected to the app.

Intensities



Your power toothbrush comes with 3 different intensity settings:

- low intensity (one bar)
- medium intensity (two bars)
- high intensity (three bars)

When attached to the handle, the smart brush head will automatically select the recommended intensity. If you

wish to change to a different intensity, you can do so by pressing the mode/intensity button while brushing. The intensity cannot be changed as long as the handle is powered off or paused.

BrushSync technology



BrushSync technology enables your brush head to communicate with your handle using a microchip. The  symbol at the bottom of the brush head indicates that the brush head is equipped with this technology.

BrushSync technology enables:

- Brush head replacement reminder
- BrushSync mode pairing

Philips Sonicare offers a wide range of smart brush heads, equipped with BrushSync technology. To explore our full range of toothbrush brush heads, and find the brush head that is best for you, go to

www.philips.com/toothbrush-heads for more information.


Features

- Pressure Sensor Feedback
- BrushPacer
- SmarTimer
- EasyStart
- Brush Head Replacement Reminder
- Brush Head Mode Pairing

Pressure Sensor Feedback

Your Sonicare toothbrush measures the pressure you apply while brushing, to protect your gums and teeth from damage.

If you apply excess pressure, the handle changes its vibration and the brush head replacement reminder icon flashes amber until you reduce the pressure.



Note: Your product comes with the Pressure Sensor activated. To deactivate this feature (see 'Activating or deactivating features').

BrushPacer

The BrushPacer is an interval timer that helps you to brush evenly through the mouth by dividing your mouth into 6 sections.

SmarTimer

The SmarTimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically switching off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Note: If you press the power on/off button after you started the brushing cycle, the toothbrush pauses. After a pause of 30 seconds, the SmarTimer resets.

EasyStart

Note: To activate EasyStart. (see 'Activating or deactivating features')

This Philips Sonicare model comes with the EasyStart feature deactivated. The EasyStart feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to brushing with the Philips Sonicare. The EasyStart feature works with all modes.

Disclaimer


When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, it must be used at high intensity with the handle fully charged and the EasyStart feature deactivated.

Brush Head Replacement Reminder

Your Philips Sonicare is equipped with BrushSync technology that tracks the wear of your brush head.

Note: This feature only works with Philips Sonicare smart brush heads with BrushSync technology.

- 1 When you attach a new smart brush head for the first time, the handle recognizes that you have a Philips brush head with BrushSync technology and begins tracking brush head wear.



- 2 Over time, based on the pressure you apply and the total time the brush head has been used, the handle tracks brush head wear in order to determine the optimal time to replace your brush head. This feature guarantees the best cleaning and care of your teeth.
- 3 When the Brush Head Replacement Reminder indicator lights up amber, you should replace your brush head.

Note: All smart brush heads come with the brush head replacement reminder feature activated. To deactivate the brush head replacement reminder see 'Activating or deactivating features'.

Brush Head Mode Pairing

Brush heads with BrushSync technology are equipped with a microchip which communicates with the handle and automatically pairs it with the recommended mode and intensity.

Note: If you change modes/intensity, the brush head will remember the last used setting.


Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- EasyStart
- Brush Head Replacement Reminder
- Pressure Sensor Feedback

Note: You can only activate or deactivate the Brush Head Replacement Reminder when a smart brush head is on the handle.

Step 1: Place the handle on the charging stand or in the charging glass.



Step 2: Press and hold power on/off button for:

Easy start	Brush Head Replacement Reminder	Pressure Sensor Feedback
3 seconds	Up to 5 seconds	Up to 7 seconds
↓	↓	↓

Step 3: Let go of the power on/off button when you hear:


1 beep	1 beep and then 2 beeps	1 beep, 2 beeps and then 3 beeps
↓	↓	↓

Together with:



If you see the battery indicator flash 2 times and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.

OR



If you see battery indicator flash amber 1 time and hear 3 tones high to low, then the feature has been deactivated.

Charging and battery status

This Philips Sonicare toothbrush is designed to provide at least 28 brushing sessions, each session lasting 2 minutes (14 days if used twice per day) on a fully charged battery.


The battery indicator shows the battery status when you complete the 2-minute brushing session, when you pause the toothbrush, or while it is charging.

Note: It can take up to 24 hours to fully charge the battery before first use, but you can use the Philips Sonicare toothbrush before it is fully charged.

Charging

Charging on charging base

- 1 Plug the cord of the charging base into an electrical outlet.
- 2 Place the charging stand or the charging glass on the charging base.
- 3 Place the handle on the charging stand or in the charging glass.
 - The battery indicator lights up and the handle beeps twice. This indicates the toothbrush is charging.




- 4 The charger will charge your toothbrush until it is fully charged.


The handle is charging when the battery indicator is flashing. When the handle is fully charged, the battery indicator lights up for 30 seconds and then switches off.

Charging with the travel case

Note: Accessories included may vary based on the model purchased.

- 1 Take the USB cable from the bottom of the charging travel case.
- 2 Connect the charging travel case via the USB cable to 5V DC input power either from:
 - The USB adapter provided
 - a UL-listed or certified to ANSI/UL 60950-1 personal computer's standard USB connector or,
 - a UL-listed or certified to ANSI/UL 60950-1 LPS power supply with USB output port or,
 - a UL-listed or certified 1310 Class 2 power supply.





- 3 Place the handle in the travel case. The travel case charges your toothbrush until your toothbrush is fully charged.

Battery status

Battery status (handle on plugged in charger or in charging travel case)

When the handle is placed on the charger or in the charging travel case, the battery indicator shows the battery level.

Battery status	Battery indicator
Charging	Flashes
Full	Lights up for 30 seconds and then switches off

Battery status (when handle is not placed on charger or in charging travel case)

When the toothbrush is awake, the battery indicator at the bottom of the handle shows the battery level.

Battery status	Battery indicator	Sound
Full	Lights up	-
Partially full	Flashes	-
Low	Flashes amber	The handle emits 3 beeps after brushing
Empty	Flashes amber	The handle emits 2 sets of 5 beeps after brushing


Note: To save energy, the battery indicator will switch off when not in use.

Note: When the battery is completely empty, the toothbrush switches off. Place the toothbrush on the charger to charge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your toothbrush on the charger when not in use.

Cleaning

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Note: Do not tap the handle on the sink to remove excess water.

Brush head



- 1 Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week. Rinse the brush head cap as often as needed.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Travel case

Rinse with warm water and use a damp cloth to clean inside of travel case.

Charging travel case

- 1 Unplug the charging travel case before cleaning.
- 2 Use damp cloth to wipe the surface of the travel case.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
I cannot fully attach the brush head. There is a gap between the brush head and handle.		This is normal. A small gap is necessary to allow movement in order to deliver the vibrations needed to clean your teeth.
My Philips Sonicare toothbrush vibration is less powerful than before.	The brush head is too close to the body of the handle.	Remove the brush head from the handle and re-set it on the metal shaft leaving small gap. (1-2mm)
	The battery is low.	Charge the toothbrush handle on the charger.
I have charged my toothbrush, but it only works for a short time.	The toothbrush handle is not placed vertically on the charger, resulting in no charge.	Place handle vertically on charger base and make sure the charger is plugged in.
The toothbrush stops working.	The battery is empty.	Charge the toothbrush handle on the charger.

Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Sonicare toothbrush handle for the model number (HX99XX).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- In mouth attachments including brush heads and nozzles.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removing the rechargeable battery

CONTAINS LITHIUM-ION RECHARGEABLE CELL. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

The built-in rechargeable battery **must only be removed by a qualified professional** when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. Be sure to



protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.


To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the toothbrush and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the toothbrush.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.




- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.


Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.



- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.




- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.



- 6 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame.

- 7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.




- 8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

- 9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge.

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



Pendahuluan

Selamat bergabung menjadi pengguna Philips Sonicare! Sikat gigi ini memiliki performa memuaskan untuk menghilangkan plak serta membuat gigi lebih putih dan gusi lebih sehat. Kombinasi teknologi suara yang halus dari Sonicare serta fitur-fitur yang telah teruji dan dikembangkan secara klinis terbukti mampu membersihkan gigi secara maksimal.

Buka **www.philips.com/support** untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dan meregistrasikan produk

Informasi keselamatan penting

Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius.

Peringatan

- Hindarkan alas pengisian daya dan/atau travel case pengisi daya dari air.
- Setelah menggunakan sikat, pastikan alas pengisian dan/atau travel case pengisi daya benar-benar kering sebelum dicolokkan ke stopkontak.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Hanya gunakan aksesoris atau barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan pengisi daya yang disertakan bersama produk. Hanya gunakan kabel USB dan unit catu daya USB asli jika disertakan.

- Komponen di dalam alat ini tidak dapat diperbaiki sendiri oleh pengguna. Jika alat rusak, hentikan penggunaan dan hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Jika kabelnya rusak, ganti dengan pengisi daya yang baru.
- Jangan menggunakan alas pengisian daya dan/atau travel case pengisi daya di luar ruangan atau di dekat permukaan panas.
- Jangan bersihkan bagian apa pun dari produk dalam mesin cuci piring.
- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi, gusi, dan lidah.
- Hentikan penggunaan kepala sikat dengan bulu yang sudah rusak atau bengkok. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan atau lebih sering jika terlihat tanda-tanda kerusakan.
- Hindari kontak langsung dengan produk yang berisi minyak esensial atau minyak kelapa. Kontak dapat menyebabkan sikat terlepas.

Peringatan Medis

- Berhenti menggunakan alat dan konsultasikan dengan dokter gigi/dokter jika terjadi perdarahan berlebihan setelah menggunakan alat, jika perdarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan, atau jika Anda merasa tidak nyaman atau sakit.
- Jika rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau alat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen alat implan sebelum penggunaan.
- Jika khawatir dengan kesehatan Anda, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.
- Alat adalah perangkat perawatan pribadi dan bukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi gigi.

Petunjuk keselamatan baterai

- Hanya gunakan aksesoris dan barang habis pakai asli Philips. Hanya gunakan unit suplai lepas-pasang TCxxxx dan/atau CBxxxx. Hanya gunakan baterai isi ulang yang disertakan bersama produk.
- Isi daya dan gunakan produk pada suhu antara 5–40 °C.
- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk memanaskan atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan membuka, memodifikasi, menusuk, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanaskan atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Jika baterai rusak atau bocor, hindari kontak dengan kulit atau mata. Jika hal ini terjadi, segera bilas hingga bersih dengan air dan cari bantuan medis.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Petunjuk Peralatan Radio

Dengan ini, Philips menyatakan bahwa sikat gigi elektrik yang dilengkapi dengan antarmuka frekuensi radio (Bluetooth atau BrushSync) telah sesuai dengan Directive 2014/53/EU.

- Frekuensi radio Bluetooth: 2,4 GHz
- Daya maksimum frekuensi radio Bluetooth: 3 dBm
- Frekuensi radio NFC: 13,56 MHz
- Daya maksimum frekuensi radio NFC: -26 dBm

Pernyataan lengkap kepatuhan UE ini dapat dilihat di

www.philips.com/support

Tujuan penggunaan

Sikat gigi elektrik Sonicare DiamondClean 9000 berfungsi menghilangkan plak membandel dan sisa makanan pada gigi demi menjaga gigi dari kerusakan dan menjaga kesehatan mulut. Sikat gigi elektrik Sonicare DiamondClean 9000 ditujukan untuk penggunaan pribadi. Penggunaan oleh anak-anak harus dilakukan dengan pengawasan orang dewasa.

Bagian Philips Sonicare (Gbr 1.)

- 1 Gagang
- 2 Tombol daya
- 3 Indikator intensitas
- 4 Tombol mode/intensitas
- 5 Indikator mode
- 6 Lampu pengingat penggantian kepala sikat
- 7 Indikator baterai


Aksesori:

- 8 Penutup kepala sikat
- 9 Kepala sikat pintar
- 10 Simbol BrushSync
- 11 Gelas pengisi daya
- 12 Dudukan pengisi baterai
- 13 Alas pengisian daya
- 14 Travel case
- 15 Travel case pengisi daya
- 16 Adaptor dinding USB(-A)

Catatan: Aksesori yang disertakan mungkin berbeda-beda tergantung model yang dibeli.

Simbol berikut mungkin tertera pada produk:
Baca Buku Panduan Operator.





Komponen Catu Daya Lepas-Pasang: "xxxxxx" menunjukkan nomor model pengisi daya yang resmi digunakan.

Aplikasi Sonicare - Memulai

Pasangkan aplikasi Sonicare dengan sikat gigi agar sinkron. Aplikasi ini kompatibel dengan beragam smartphone iPhone dan Android™.

Untuk mulai menggunakan aplikasi Sonicare:

- 1 Unduh aplikasi Sonicare ke ponsel.
- 2 Pastikan Bluetooth ponsel aktif.
- 3 Angkat sikat gigi untuk mengaktifkannya (lampu menyala).
- 4 Buka aplikasi dan ikuti langkah-langkahnya.
- 5 Pasangkan sikat gigi dengan aplikasi.
- 6 Buat akun lewat aplikasi. Selesaikan pembaruan firmware jika diminta untuk mendapatkan penyempurnaan dan fitur-fitur terbaru.
- 7 Sinkronkan sikat gigi dengan aplikasi setiap kali digunakan. Dengan rutin menyinkronkan sikat gigi dengan aplikasi, Anda akan menerima info terbaru untuk membantu menjaga kesehatan mulut.
- 8 Sinkronkan secara rutin.
- 9 Gunakan sikat gigi di dekat ponsel untuk transfer data yang optimal.

Untuk menyinkronkan secara manual:

Pasangkan/hubungkan sikat gigi dengan aplikasi dua minggu sekali untuk memanfaatkan fitur/kemampuan aplikasi.

Untuk menyinkronkan secara otomatis: Berikan izin lokasi saat menyiapkan aplikasi. Dengan memberikan izin lokasi, ponsel Anda dapat mendeteksi saat berada di dekat sikat gigi. Aplikasi juga akan menyegarkan data menyikat gigi untuk memberikan informasi dan rekomendasi terbaru.

Catatan: Pastikan Bluetooth ponsel aktif saat menggunakan aplikasi sehingga sikat gigi dapat mentransfer dan memperbarui data menyikat gigi. Jika ada pertanyaan tentang alasan pengumpulan data menyikat gigi Anda, baca Pernyataan Privasi Sonicare yang tercantum saat proses penyiapan aplikasi.


Fitur aplikasi

Sikat gigi elektrik Sonicare dilengkapi sensor pintar yang akan memberikan input tentang kebiasaan menyikat gigi Anda, di antaranya:

- Waktu menyikat gigi setiap hari
- Durasi setiap kali menyikat gigi
- Tekanan menyikat gigi
- Pengingat penggantian kepala sikat (berdasarkan penggunaan sebenarnya)

Aplikasi Sonicare mengumpulkan data yang diberikan oleh sensor pintar dan melacak kebiasaan menyikat gigi Anda seiring waktu.

Persiapan awal



- 1 Sejajarkan kepala sikat agar bulu sikat menghadap arah yang sama dengan bagian depan gagang.



- 2 Tekan kepala sikat ke arah poros logam hingga terpasang dengan pas.


Catatan: Adanya sedikit celah antara kepala sikat dan gagang merupakan hal yang normal.

Menggunakan sikat gigi Philips Sonicare


Getaran yang lebih besar akan terasa saat pertama kali menggunakan sikat gigi Sonicare dibandingkan saat menggunakan sikat gigi konvensional. Biasanya, pengguna pemula akan menekan sikat terlalu kuat saat

menyikat gigi. Cukup tekan dengan lembut dan biarkan sikat gigi Anda bekerja. Ikuti petunjuk di bawah untuk menyikat gigi dengan nyaman. Untuk membantu membiasakan diri menggunakan sikat gigi elektrik Sonicare yang baru, gunakan pengaturan intensitas rendah selama 1–2 minggu pertama. Lalu, beralihlah ke pengaturan intensitas yang lebih tinggi.

Instruksi menyikat




- 1 Basahi bulu sikat gigi dan beri sedikit pasta gigi.




- 2 Tempelkan bulu sikat gigi pada gigi dengan posisi agak miring (45 derajat). Tekan dengan kuat hingga bulu sikat menyentuh batas gusi atau sedikit di bawah garis gusi.

Catatan: Jaga bagian tengah sikat agar selalu menyentuh gigi.




- 3 Tekan tombol daya untuk menyalakan Philips Sonicare.



- 4 Dengan lembut, pertahankan posisi bulu sikat pada gigi dan garis gusi. Sikat gigi dengan gerakan kecil maju mundur sehingga bulu sikat mencapai sela-sela gigi. Lanjutkan gerakan ini selama menyikat gigi.

Catatan: Bulu sikat akan sedikit merekah. Tidak disarankan menggosok gigi secara manual seperti halnya menggunakan sikat gigi konvensional.


Catatan: Jika tekanan terlalu kuat, Anda akan diperingatkan lewat perubahan getaran pada gagang. Peningkat penggantian kepala sikat juga akan berkedip kekuningan.



- 5 Untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan, miringkan gagang sikat setengah tegak dan lakukan beberapa gerakan menyikat vertikal yang tumpang tindih pada setiap gigi.
- 6 Setelah selesai menyikat gigi, Anda dapat menyikat permukaan datar dan area lainnya yang bernoda pada gigi. Anda juga dapat menyikat lidah dengan kondisi sikat gigi nyala atau mati sesuai keinginan.

Catatan: Sikat gigi elektrik Philips Sonicare aman bagi gigi berkawat (tetapi kepala sikat berpotensi lebih cepat rusak untuk penggunaan demikian) dan gigi yang direstorasi (tambalan, mahkota/jaket, veneer) selama digunakan dengan benar dan tepat.

BrushPacer








Untuk memastikan Anda menyikat gigi secara merata, bagi area mulut menjadi 6 bagian menggunakan fitur BrushPacer. BrushPacer membagi waktu menyikat gigi menjadi 6 segmen yang sama dan memberi tahu saat Anda harus pindah ke area berikutnya. Peralihan segmen ditandai dengan jeda getaran singkat. Getaran akan berhenti otomatis setelah selesai menyikat gigi.

Catatan: Tambahkan segmen menggunakan Mode White+ atau Gum Health.

Mode


Sikat gigi elektrik ini memiliki 4 mode: Clean, White+, Gum Health, dan Deep Clean+. Mode dan intensitas yang optimal akan dipilih otomatis lewat teknologi BrushSync sesuai kepala sikat pintar yang Anda gunakan. Untuk mengubah mode, tekan tombol mode/intensitas saat gagang dimatikan.

	Clean dan Deep Clean+	White+	Kesehatan gusi
Manfaat	Penghilang plak	Penghilang plak dan noda pada permukaan	Penghilang plak dan pemijat gusi

	Clean dan Deep Clean+	White+	Kesehatan gusi
Tingkat intensitas yang disarankan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Total waktu menyikat gigi	Clean: 2 menit Deep Clean+: 3 menit	2 menit 40 detik	3 menit 20 detik
Cara menyikat gigi	Clean: Sikat gigi selama 20 detik untuk setiap segmen  Deep Clean+: Sikat gigi selama 30 detik untuk setiap segmen* 	Sikat gigi selama 20 detik untuk setiap segmen,  lalu sikat selama 20 detik masing-masing untuk segmen 7 dan 8 	Sikat gigi selama 20 detik untuk setiap segmen,  lalu sikat selama 20 detik masing-masing untuk segmen 7, 8, 9, dan 10 

Catatan: Saat menyikat gigi menggunakan mode 'Deep Clean+' di aplikasi Philips Sonicare, durasinya adalah 2 menit jika terhubung ke aplikasi dan 3 menit jika tidak terhubung ke aplikasi.

Intensitas



Sikat gigi elektrik Anda dilengkapi 3 pengaturan intensitas:

- intensitas rendah (satu bar)
- intensitas sedang (dua bar)
- intensitas tinggi (tiga bar)

Saat terpasang ke gagang, kepala sikat pintar akan otomatis memilih intensitas yang disarankan. Untuk mengubah intensitas, tekan tombol mode/intensitas saat menyikat gigi.

Intensitas tidak dapat diubah selama gagang mati atau dijeda.

Teknologi BrushSync



Lewat teknologi BrushSync, kepala sikat akan tersinkron dengan gagang menggunakan microchip. Kepala sikat dilengkapi dengan teknologi ini yang ditunjukkan lewat simbol  di bagian bawahnya.

Teknologi BrushSync memiliki fitur:

- Peringat penggantian kepala sikat
- Pemasangan mode BrushSync


Philips Sonicare menawarkan berbagai kepala sikat pintar berteknologi BrushSync. Lihat seluruh jajaran produk kepala sikat gigi kami dan temukan yang paling sesuai untuk Anda di **www.philips.com/toothbrush-heads**.

Fitur

- Input Sensor Tekanan
- BrushPacer
- SmarTimer
- EasyStart
- Peringat Penggantian Kepala Sikat
- Pemasangan Mode Kepala Sikat

Input Sensor Tekanan

Sikat gigi Sonicare akan mengukur tekanan saat menyikat gigi untuk menjaga gusi dan gigi dari kerusakan.



Jika Anda menekan terlalu kuat, getaran pada gagang akan berubah. Ikon pengingat penggantian kepala sikat juga akan berkedip kekuningan hingga tekanan dikurangi.

Catatan: Produk ini dilengkapi dengan Sensor Tekanan aktif. Untuk menonaktifkan fitur ini .

BrushPacer

BrushPacer adalah pengatur waktu interval yang membantu Anda menyikat gigi secara menyeluruh dengan membagi area mulut menjadi 6 bagian.

SmarTimer

SmarTimer menandakan siklus menyikat gigi Anda selesai dengan mematikan alat otomatis di akhir siklus menyikat gigi.

Para ahli gigi menyarankan untuk menggosok gigi lebih dari 2 menit dua kali sehari.

Catatan: Jika tombol daya ditekan setelah siklus menyikat gigi dimulai, sikat gigi akan terjeda. Setelah jeda 30 detik, SmarTimer akan direset.

EasyStart

Catatan: Untuk mengaktifkan EasyStart. (lihat "Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur")

Model Philips Sonicare ini hadir dengan fitur EasyStart nonaktif. Fitur EasyStart secara perlahan akan menambah intensitas di 14 sikatan pertama agar Anda terbiasa menyikat gigi dengan Philips Sonicare.

Fitur EasyStart dapat berfungsi dalam semua mode.

Penafian


Dalam studi klinis, sikat gigi Philips Sonicare harus digunakan dengan intensitas tinggi, daya terisi penuh, dan fitur EasyStart nonaktif.

Pengingat Penggantian Kepala Sikat

Philips Sonicare Anda dilengkapi dengan teknologi BrushSync yang dapat mendeteksi jika kepala sikat mulai rusak.

Catatan: Fitur ini hanya berfungsi dengan kepala sikat pintar Philips Sonicare berteknologi BrushSync.

- 1 Saat Anda memasang kepala sikat pintar yang baru untuk pertama kali, gagang akan mendeteksi kepala sikat Philips yang berteknologi BrushSync dan mulai mendeteksi kerusakan pada kepala sikat.
- 2 Seiring waktu, berdasarkan tekanan menyikat dan total waktu penggunaan kepala sikat, gagang akan mendeteksi kerusakan kepala sikat untuk menentukan waktu penggantian yang tepat. Dengan fitur ini, gigi bersih dan terawat maksimal.
- 3 Ganti kepala sikat ketika indikator Peningat Penggantian Kepala Sikat menyala kekuningan.



Catatan: Semua kepala sikat pintar dilengkapi dengan fitur pengingat penggantian kepala sikat aktif. Untuk menonaktifkan pengingat ini, baca 'Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur'.

Pemasangan Mode Kepala Sikat

Kepala sikat berteknologi BrushSync dilengkapi dengan microchip yang tersinkron dengan gagang. Mode dan intensitas yang direkomendasikan pun akan disesuaikan otomatis.

Catatan: Jika Anda mengubah mode/intensitas, kepala sikat akan mengingat pengaturan yang terakhir digunakan.


Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur berikut:

- EasyStart
- Peningat Penggantian Kepala Sikat
- Input Sensor Tekanan

Catatan: Peningat Penggantian Kepala Sikat hanya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan saat kepala sikat pintar terpasang pada gagang.

Langkah 1: Letakkan gagang di dudukan pengisi baterai atau gelas pengisi daya.



Langkah 2: Tekan lama tombol daya untuk:

EasyStart	Pengingat Penggantian Kepala Sikat	Input Sensor Tekanan
3 detik	Maksimal 5 detik	Maksimal 7 detik
↓	↓	↓

Langkah 3: Lepaskan tombol daya saat terdengar:


Bunyi bip 1 kali	Bunyi bip 1 kali, lalu 2 kali	Bunyi bip 1 kali, lalu 2 kali, lalu 3 kali
↓	↓	↓

Bersamaan dengan:



Jika indikator baterai terlihat berkedip 2 kali dan terdengar 3 nada dari rendah ke tinggi, berarti fitur ini telah aktif.

ATAU



Jika indikator baterai terlihat berkedip kekuningan 1 kali dan terdengar 3 nada tinggi hingga rendah, berarti fitur ini telah nonaktif.

Pengisian daya dan status baterai

Sikat gigi Philips Sonicare ini dapat digunakan untuk minimal 28 kali menyikat gigi, setiap waktu menyikat gigi berdurasi 2 menit (14 hari jika menyikat gigi dua kali

sehari) dengan baterai terisi penuh. Indikator baterai akan menunjukkan status baterai setiap kali selesai menyikat gigi selama 2 menit, menunda proses menyikat gigi, atau mengisi daya.

Catatan: Pengisian daya baterai hingga penuh memerlukan waktu maksimal 24 jam sebelum digunakan untuk pertama kali. Namun, Anda dapat menggunakan sikat gigi Philips Sonicare sebelum terisi penuh.

Pengisian daya

Mengisi daya dengan alas pengisian daya



- 1 Colokkan kabel alas pengisian daya ke stopkontak.
- 2 Letakkanudukan pengisi baterai atau gelas pengisi daya pada alas pengisian daya.
- 3 Letakkan gagang di dudukan pengisi baterai atau gelas pengisi daya.
 - Indikator baterai akan menyala dan gagang berbunyi bip dua kali. Tandanya, sikat gigi sedang diisi daya.
- 4 Pengisi daya akan mengisi daya sikat gigi Anda hingga penuh.


Saat gagang diisi daya, indikator baterai akan berkedip. Saat gagang terisi penuh, indikator baterai akan menyala selama 30 detik, lalu mati.

Mengisi daya menggunakan travel case

Catatan: Aksesori yang disertakan mungkin berbeda-beda tergantung model yang dibeli.

- 1 Ambil kabel USB dari bagian bawah travel case.
- 2 Sambungkan travel case pengisi daya lewat kabel USB ke sumber daya dengan input 5 V DC dari:
 - Adaptor USB yang disediakan
 - Konektor USB standar PC terdaftar UL atau bersertifikat ANSI/UL 60950-1 atau,
 - Catu daya LPS terdaftar UL atau bersertifikat ANSI/UL 60950-1 dengan port output USB atau,
 - Catu daya Kelas 2 terdaftar UL atau bersertifikat 1310.





- 3 Taruh gagang di dalam travel case. Travel case akan mengisi daya sikat gigi Anda hingga penuh.

Status baterai

Status baterai (gagang dicolokkan ke pengisi daya atau berada di dalam travel case pengisi daya)

Jika gagang diletakkan pada pengisi daya atau berada di dalam travel case pengisi daya, indikator baterai akan menunjukkan tingkat baterai.

Status baterai	Indikator baterai
Pengisian daya	Berkedip
Penuh	Menyala selama 30 detik, lalu mati

Status baterai (saat gagang tidak diletakkan pada pengisi daya maupun berada di dalam travel case pengisi daya)

Saat sikat gigi menyala, indikator baterai di bagian bawah gagang akan menunjukkan tingkat baterai.

Status baterai	Indikator baterai	Suara
Penuh	Menyala	-
Belum terisi penuh	Berkedip	-
Rendah	Berkedip kekuningan	Gagang akan berbunyi bip 3 kali setelah selesai menyikat gigi
Kosong	Berkedip kekuningan	Gagang akan berbunyi bip 5 kali dalam 2 tahap setelah selesai menyikat gigi


Catatan: Untuk menghemat energi, indikator baterai akan mati saat sikat tidak digunakan.

Catatan: Saat baterai benar-benar habis, sikat gigi akan mati. Letakkan sikat gigi pada pengisi daya untuk mengisi dayanya.

Catatan: Agar baterai selalu terisi penuh, letakkan sikat gigi Anda pada pengisi daya saat tidak digunakan.

Membersihkan

Gagang sikat gigi




- 1 Lepaskan kepala sikat dan bilas area poros logam dengan air hangat. Pastikan Anda membersihkan sisa-sisa pasta gigi.

Perhatian: Jangan mendorong segel karet pada poros logam dengan benda tajam, hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

- 2 Seka semua permukaan gagang dengan kain lembab.

Catatan: Jangan menyetekkan gagang ke wastafel untuk membersihkan sisa air.

Kepala sikat



- 1 Bilas kepala sikat dan bulu sikat setelah digunakan.
- 2 Lepaskan kepala sikat dari gagang dan bilas sambungan kepala sikat dengan air hangat minimal seminggu sekali. Bilas penutup kepala sikat seperlunya.

Pengisi daya

- 1 Cabut pengisi daya sebelum Anda membersihkannya.
- 2 Seka permukaan pengisi daya dengan kain lembab.

Travel case

Bilas dengan air hangat dan gunakan kain lembab untuk membersihkan bagian dalam travel case.

Travel case pengisi daya

- 1 Cabut travel case pengisi daya dari stopkontak sebelum membersihkannya.
- 2 Gunakan kain lembap untuk menyeka permukaan travel case.

Penyimpanan

Jika Anda tidak akan menggunakan produk untuk waktu yang lama, cabut produk dari stopkontak listrik, bersihkan alat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung.

Penggantian

Ganti kepala sikat Philips Sonicare setiap 3 bulan untuk memperoleh hasil yang optimal. Gunakan hanya kepala sikat pengganti Philips Sonicare.

Mengatasi masalah

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui dengan alat. Jika masalah tidak dapat diatasi lewat solusi di bawah, baca tanya jawab umum selengkapnya di **www.philips.com/support**. Atau, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Kepala sikat tidak dapat terpasang dengan rapat. Ada celah antara kepala sikat dan gagang.		Hal ini normal. Perlu adanya sedikit celah untuk menghasilkan getaran pada sikat.
Getaran sikat gigi Philips Sonicare tidak sekuat sebelumnya.	Kepala sikat terlalu dekat dengan bodi gagang.	Ulangi pemasangan kepala sikat ke poros logam gagang hingga ada sedikit celah. (1–2 mm)
	Daya baterai tinggal sedikit.	Isi daya gagang sikat gigi menggunakan pengisi daya.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Daya sikat gigi telah terisi, tetapi hanya dapat berfungsi sebentar.	Gagang sikat gigi tidak diletakkan secara vertikal pada pengisi daya sehingga dayanya sebenarnya belum terisi.	Letakkan gagang secara vertikal di alas pengisi daya dan pastikan pengisi daya dicolokkan ke sumber listrik.
Sikat gigi berhenti berfungsi.	Baterai habis.	Isi daya gagang sikat gigi menggunakan pengisi daya.

Melihat nomor model

Nomor model tertera di bagian bawah gagang sikat gigi Philips Sonicare (HX99XX).

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, silakan kunjungi **www.philips.com/support** atau bacalah pamflet garansi internasional.

PENGECUALIAN GARANSI

Yang tidak tercakup dalam garansi:

- Alat tambahan untuk mulut, termasuk kepala sikat dan nozel.
- Kerusakan akibat penggunaan suku cadang pengganti atau kepala sikat yang tidak resmi.
- Kerusakan akibat kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kelalaian, perubahan, atau perbaikan tidak resmi.
- Kerusakan karena pemakaian normal, seperti geripis, tergores, terkikis, berubah warna, atau memudar.

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.

Melepas baterai isi ulang

BERISI BATERAI ION LITUM ISI ULANG. HARUS DIDAUUR ULANG ATAU DIBUANG DENGAN BENAR.

Baterai isi ulang bawaan **hanya boleh dicopot oleh teknisi yang kompeten** jika alat ini akan dibuang. Pastikan baterai benar-benar habis sebelum dicopot.

Lakukan tindakan antisipasi yang diperlukan jika Anda menggunakan perkakas untuk membuka alat ini dan saat membuang baterai isi ulang. Pastikan mata, tangan, dan jari Anda terlindungi serta prosesnya dilakukan di area yang aman.


Saat memegang baterai, pastikan tangan Anda, sikat, dan baterai kering.

Agar tidak terjadi korsleting pada baterai secara tidak disengaja setelah dicopot, jauhkan terminal baterai dari benda logam (misalnya koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai menggunakan kertas aluminium. Tutupi terminal baterai dengan selotip atau masukkan ke dalam kantong plastik sebelum dibuang.

Untuk mengeluarkan baterai isi ulang, Anda memerlukan handuk atau kain, palu, dan obeng minus (standar). Perhatikan tindakan antisipasi dasar saat mengikuti prosedur yang dijelaskan di bawah.


- 1 Untuk menghabiskan daya baterai isi ulang, copot gagang dari pengisi daya, lalu nyalakan sikat sampai berhenti dengan sendirinya. Ulangi langkah ini sampai sikat gigi tidak bisa dinyalakan lagi.
- 2 Copot dan buang kepala sikat. Tutupi seluruh gagang menggunakan handuk atau kain.






- 3 Pegang bagian atas gagang dengan satu tangan, lalu pukul wadah gagang 0,5 inci dari ujung bagian bawahnya. Pukul dengan kuat menggunakan palu pada keempat sisinya untuk membuka penutup ujungnya.


Catatan: Anda mungkin harus memukul ujungnya beberapa kali untuk melepaskan sambungan internalnya.




- 4 Copot penutup ujung gagang sikat gigi. Jika penutup ujung sulit dilepas, ulangi langkah 3 sampai penutup ini terlepas.




- 5 Pegang gagang secara terbalik, lalu tekan poros pada permukaan yang keras. Jika komponen bagian dalam sulit dilepas dari wadahnya, ulangi langkah 3 sampai komponen bagian dalam terlepas.



- 6 Masukkan obeng di antara baterai dan rangka hitam di bagian bawah komponen bagian dalam. Lalu, cangkil baterai menggunakan obeng untuk melepas bagian bawah rangka hitam.
- 7 Cangkil di antara bagian bawah baterai dan rangka hitam dengan obeng untuk melepas sisipan logam yang menyambungkan baterai dengan papan sirkuit berwarna hijau. Ujung bagian bawah baterai akan terlepas dari rangka.






- 8 Ambil baterai dengan menariknya dari komponen bagian dalam untuk melepas sisipan logam lainnya pada ujung baterai.

Perhatian: Berhati-hatilah dengan ujung tab baterai yang tajam agar tidak mencederaai jari Anda.

- 9 Tutupi kutub baterai dengan selotip agar tidak terjadi korsleting dari sisa pengisian daya baterai.

Baterai isi ulang siap didaur ulang dan bagian alat lainnya bisa dibuang dengan semestinya.

Catatan: Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.



Pengenalan

Selamat datang ke keluarga Philips Sonicare! Berus gigi ini membolehkan anda memperoleh hasil penyingkiran plak yang lebih baik, gigi yang lebih putih dan gusi yang lebih sihat. Sonicare menggabungkan teknologi sonik lembut dan ciri yang telah dibangunkan serta terbukti secara klinikal untuk memastikan anda akan mendapat pembersihan terbaik pada setiap masa. Sokongan lanjut dan pendaftaran produk tersedia untuk anda menerusi: **www.philips.com/support**

Maklumat keselamatan penting

Hanya gunakan produk untuk tujuan penggunaan produk ini. Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan produk dan bateri serta aksesori, dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Penyalahgunaan boleh menyebabkan bahaya atau kecederaan serius.

Amaran

- Jauhkan tapak pengecasan dan/atau bekas kembara pengecasan daripada air.
- Selepas dibersihkan, pastikan tapak pengecasan dan/atau bekas kembara pengecasan kering sepenuhnya sebelum disambungkan kepada soket dinding.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini.

- Hanya gunakan aksesori atau barangan pakai habis Philips yang tulen. Hanya gunakan pengecas yang disediakan dengan produk. Sekiranya dibekalkan, hanya gunakan kabel USB tulen dan unit bekalan kuasa USB.
- Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis pengguna. Jika perkakas tersebut rosak, berhenti menggunakan perkakas itu dan hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara anda. Sekiranya kordnya rosak, ganti pengecas dengan yang baharu.
- Jangan gunakan tapak pengecasan dan/atau bekas kembara pengecasan di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian produk ini di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah.
- Berhenti menggunakan kepala berus dengan bulu kejur yang renyuk atau bengkok. Gantikan kepala berus setiap 3 bulan sekali atau lebih awal jika tanda-tanda haus kelihatan.
- Elakkan sentuhan langsung dengan produk yang mengandungi minyak pati atau minyak kelapa. Sentuhan mungkin menyebabkan bulu berus tertanggal.

Amaran perubahan

- Berhenti menggunakan perkakas ini dan berjumpa dengan doktor gigi/doktor anda sekiranya pendarahan berlebihan berlaku selepas penggunaan, jika pendarahan terus berlaku setelah 1 minggu penggunaan atau jika anda mengalami ketidakselesaan atau kesakitan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti yang diimplan sebelum menggunakan peranti tersebut.

- Jika anda mempunyai keraguan dari segi perubatan, temui doktor anda sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini ialah alat pembersihan peribadi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh lebih dari seorang pesakit di klinik atau institusi gigi.

Arahan keselamatan bateri

- Hanya gunakan aksesori dan barangan pakai habis Philips yang asli. Hanya gunakan unit bekalan boleh tanggal TCxxxx dan/atau CBxxxx. Hanya gunakan bateri boleh cas semula yang disediakan bersama produk.
- Cas dan gunakan produk pada suhu antara 5 °C hingga 40 °C.
- Jauhkan produk dan bateri daripada api dan jangan dedahkan kepada cahaya matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk menjadi panas secara luar biasa atau mengeluarkan bau, berubah warna atau jika pengecasan memakan masa yang lebih lama daripada biasa, berhenti menggunakan serta mengecas produk dan hubungi pengedar Philips tempatan anda.
- Jangan buka, ubah suai, tebuk, rosakkan atau merungkas produk atau bateri untuk mengelak bateri daripada memanas atau melepaskan bahan toksik atau berbahaya. Jangan pintaskan litar, terlebih cas atau melakukan pengecasan berbalik pada bateri.
- Jika bateri rosak atau bocor, elakkan daripada tersentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, bilas segera dengan air dan dapatkan rawatan perubatan.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Arahan Peralatan Radio

Dengan ini, Philips mengisytiharkan bahawa berus gigi elektrik yang dilengkapi antara muka frekuensi radio

(Bluetooth atau BrushSync) mematuhi Arahan 2014/53/EU.

- Frekuensi radio Bluetooth: 2.4 GHz
- Kuasa frekuensi radio Bluetooth maksimum: 3 dBm
- Frekuensi radio NFC: 13.56 MHz
- Kuasa frekuensi radio NFC maksimum: -26 dBm

Teks penuh bagi pengisytiharan pematuhan EU tersedia menerusi alamat Internet berikut:

www.philips.com/support

Penggunaan yang dimaksudkan

Berus gigi kuasa Sonicare DiamondClean 9000 bertujuan untuk menanggalkan plak yang melekat dan sisa makanan daripada gigi untuk mengurangkan kerosakan gigi dan meningkatkan serta mengekalkan kesihatan oral. Berus gigi kuasa Sonicare DiamondClean 9000 adalah untuk kegunaan peribadi. Penggunaan oleh kanak-kanak hendaklah dengan pengawasan orang dewasa.

Philips Sonicare Anda (Rajah 1.)

- 1 Pemegang
- 2 Butang kuasa hidup/mati
- 3 Penanda keamanan
- 4 Butang mod/keamanan
- 5 Penanda mod
- 6 Lampu peringatan penggantian kepala berus
- 7 Penanda bateri

Aksesori:


- 8 Tudung kepala berus
- 9 Kepala berus pintar
- 10 Simbol BrushSync
- 11 Gelas pengecasan
- 12 Dirian pengecasan
- 13 Pangkalan pengecasan
- 14 Bekas kembara
- 15 Bekas kembara pengecasan
- 16 Penyesuai dinding USB(-A)

Nota: Aksesori yang disertakan mungkin berbeza berdasarkan model yang dibeli.

Simbol berikut mungkin muncul pada produk:



Baca Manual Pengendali.



Bahagian Bekalan Kuasa Boleh Tanggal: "XXXXXX" menunjukkan nombor model pengecas yang diluluskan untuk digunakan.

Aplikasi Sonicare - Cara bermula

Aplikasi Sonicare bergandingan dengan berus gigi anda untuk memberi anda pengalaman kesambungan. Aplikasi ini serasi dengan pelbagai telefon pintar iPhone dan Android™.

Untuk mula menggunakan aplikasi Sonicare:

- 1 Muat turun aplikasi Sonicare pada telefon anda.
- 2 Pastikan Bluetooth telefon anda dihidupkan.
- 3 Angkat berus gigi anda untuk memastikan berus gigi tersebut aktif (lampu bernyala).
- 4 Buka aplikasi dan ikut langkah yang disediakan.
- 5 Gandingkan berus gigi anda dengan aplikasi.
- 6 Cipta akaun anda melalui aplikasi. Lengkapkan kemas kini perisian tegar, jika digesa, untuk mengakses penambahbaikan dan ciri terkini.
- 7 Berus gigi anda secara kerap menggunakan berus gigi yang disambungkan kepada aplikasi. Apabila anda menyegerakkan berus gigi dengan aplikasi secara kerap, anda akan menerima kemas kini untuk membantu anda meningkatkan penjagaan kesihatan oral anda.
- 8 Segerakkan dengan kerap.
- 9 Pastikan telefon anda berhampiran dengan berus gigi anda untuk pemindahan data yang optimum.

Untuk penyegerakan secara manual:

Gandingkan/sambungkan berus gigi anda dengan

aplikasi setiap dua minggu untuk mendapatkan manfaat daripada ciri/keupayaan aplikasi.

Untuk penyegerakan secara automatik: Berikan kebenaran lokasi semasa menyediakan aplikasi. Dengan memberikan kebenaran lokasi, telefon anda akan mengetahui apabila berus gigi anda dalam julat sambungan dan boleh menyegarkan semula data pemberusan anda dalam aplikasi untuk memberikan maklumat dan syor terkini.

Nota: Pastikan Bluetooth telefon anda dihidupkan apabila menggunakan aplikasi agar berus gigi anda dapat memindahkan dan mengemas kini data pemberusan anda dalam aplikasi. Jika anda ingin mengemukakan sebarang pertanyaan tentang sebab data pemberusan anda dikumpulkan, pastikan anda menyemak Kenyataan Privasi Sonicare yang tersedia sepanjang proses penyediaan aplikasi.


Ciri aplikasi

Berus gigi kuasa Sonicare anda dilengkapi sensor pintar untuk memberi anda maklum balas tentang tabiat pemberusan anda, termasuk:

- Sesi pemberusan harian
- Masa yang digunakan untuk setiap sesi pemberusan
- Tekanan yang dikenakan semasa pemberusan
- Peringatan penggantian kepala berus (berdasarkan penggunaan sebenar)

Aplikasi Sonicare mengumpul data yang diberikan oleh sensor pintar dan menjejaki tabiat pemberusan anda dari semasa ke semasa.

Mulakan



- 1 Jajarkan kepala berus agar bulu kejunya menghala ke arah yang sama seperti bahagian depan pemegang.



- 2 Tekan kepala berus ke bawah dengan kemas ke atas aci logam sehingga kepala berus tidak boleh ditolak lagi.

Nota: Terdapat sedikit jurang antara kepala berus dengan pemegang, itu ialah perkara biasa.


Menggunakan berus gigi Philips Sonicare anda

Jika anda menggunakan berus gigi Sonicare anda buat kali pertama, merasa getaran yang lebih kuat berbanding semasa menggunakan berus gigi bukan elektrik ialah perkara biasa. Pengguna biasanya mengenakan tekanan yang terlalu kuat pada kali pertama. Hanya kenakan sedikit tekanan dan biarkan berus gigi melakukan pemberusan untuk anda. Sila ikut arahan pemberusan di bawah untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Untuk membantu anda beralih kepada berus gigi kuasa Sonicare baru anda, gunakan tetapan yang lebih rendah selama 1-2 minggu pertama, kemudian beralih kepada tetapan yang lebih tinggi.

Arahan pemberusan




- 1 Basahkan bulu kejur dan letakkan sedikit ubat gigi.




- 2 Tempatkan bulu kejur berus gigi pada gigi dengan menyendeng sedikit (45 darjah). Tekan dengan kemas agar bulu kejur mencecah garis gusi atau ke bawah sedikit garis gusi.

Nota: Pastikan bahagian tengah berus bersentuhan dengan gigi pada setiap masa.




- 3** Tekan butang kuasa hidup/mati untuk menghidupkan Philips Sonicare.



- 4** Pastikan bulu kejunya diletakkan dengan perlahan-lahan pada gigi anda dalam garis gusi. Berus gigi anda dengan gerakan ke hadapan dan ke belakang yang kecil agar bulu kejunya sampai di antara gigi. Teruskan gerakan ini di sepanjang kitaran pemberusan anda.

Nota: Bulu kejur akan kembang sedikit. Anda tidak digalakkan untuk menggosok seperti dengan berus gigi manual.


Nota: Jika anda mengenakan terlalu banyak tekanan, anda akan dimaklumi melalui perubahan pada getaran pemegang dan peringatan penggantian kepala berus yang berkelip kuning jingga.



- 5** Untuk membersihkan permukaan bahagian dalam gigi hadapan, condongkan pemegang berus separuh tegak dan buat beberapa gerakan memberus bertindih menegak pada setiap gigi.
- 6** Selepas anda melengkapkan kitaran pemberusan, anda boleh menggunakan masa tambahan dengan memberus permukaan kunyahan pada gigi anda dan bahagian yang terdapat kesan kotoran. Anda juga boleh memberus lidah anda dengan berus gigi yang dihidupkan atau dimatikan, mengikut kehendak anda.

Nota: Berus gigi Philips Sonicare anda selamat digunakan pada pendakap gigi (kepala berus akan haus dengan lebih cepat apabila digunakan pada pendakap gigi) dan pemulihan dental (tampalan, salutan, venier) yang dipasang dengan betul dan tidak terjejas.

BrushPacer











Untuk memastikan anda memberus keseluruhan mulut dengan sekata, bahagikan mulut anda kepada 6 bahagian menggunakan ciri BrushPacer. BrushPacer membahagikan masa pemberusan kepada 6 segmen yang sama dan memberikan petunjuk apabila anda perlu beralih kepada bahagian seterusnya. Pembahagian segmen ditunjukkan dengan jeda pendek dalam getaran. Berus gigi akan berhenti secara automatik pada penghujung sesi pemberusan.

Nota: Segmen tambahan boleh ditambahkan apabila anda menggunakan Mod Putih+ atau Kesihatan Gusi.

Mod


Berus gigi kuasa anda dilengkapi 4 mod yang berbeza: Pembersihan, Putih+, Kesihatan Gusi dan Pembersihan Mendalam+. Berdasarkan kepala berus pintar yang anda gunakan, mod dan keamatan optimum akan dipilih secara automatik oleh teknologi BrushSync. Untuk menukar mod, tekan butang mod/keamatan semasa pemegang dimatikan.

	Pembersihan dan Pembersihan Mendalam+	Putih+	Kesihatan gusi
Manfaat	Penyingkiran plak	Penyingkiran plak dan kotoran pada permukaan	Penyingkiran plak dan urutan gusi
Disyorkan tahap keamatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Jumlah masa pemberusan	Pembersihan: 2 minit Pembersihan Mendalam+: 3 minit	2 minit dan 40 saat	3 minit dan 20 saat

	Pembersihan dan Pembersihan Mendalam+	Putih+	Kesihatan gusi
Cara memberus gigi	Pembersihan: Berus setiap segmen selama 20 saat   Pembersihan Mendalam+: Berus setiap segmen selama 30 saat*  	Berus setiap segmen selama 20 saat,   kemudian berus segmen 7 dan 8 masing-masing selama 20 saat  	Berus setiap segmen selama 20 saat,   kemudian berus segmen 7, 8, 9 dan 10 masing- masing selama 20 saat  

Nota: Apabila memberus dengan aplikasi Philips Sonicare dalam mod 'Pembersihan Mendalam+', masa pemberusan akan menjadi 2 minit apabila disambungkan kepada aplikasi dan 3 minit apabila tidak disambungkan kepada aplikasi.

Keamatan



Berus gigi kuasa anda disertakan dengan 3 tetapan keamatan yang berlainan:

- keamatan rendah (satu bar)
- keamatan sederhana (dua bar)
- keamatan tinggi (tiga bar)

Apabila dipasangkan pada pemegang, kepala berus pintar akan memilih keamatan yang disyorkan secara automatik. Jika anda ingin menukar kepada keamatan yang berbeza, anda boleh berbuat demikian dengan menekan butang mod/keamatan semasa memberus gigi. Keamatan tidak boleh ditukar selagi pemegang dimatikan atau dijeda.

Teknologi BrushSync



Teknologi BrushSync membolehkan kepala berus anda berkomunikasi dengan pemegang anda menggunakan mikrochip. Simbol  pada bahagian bawah kepala berus menandakan bahawa kepala berus dilengkapi teknologi ini.

Teknologi BrushSync membolehkan:


- Peringatan penggantian kepala berus
- Penggandingan mod BrushSync

Philips Sonicare menawarkan pelbagai jenis kepala berus pintar yang dilengkapi teknologi BrushSync. Untuk menerokai koleksi kepala berus gigi yang lengkap dan mencari kepala berus yang sesuai untuk anda, pergi ke **www.philips.com/toothbrush-heads** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Ciri-ciri

- Maklum Balas Sensor Tekanan
- BrushPacer
- SmarTimer
- EasyStart
- Peringatan Penggantian Kepala Berus
- Penggandingan Mod Kepala Berus

Maklum Balas Sensor Tekanan



Berus gigi Sonicare anda mengukur tekanan yang dikenakan semasa memberus untuk melindungi gusi dan gigi anda daripada kerosakan.

Jika anda mengenakan tekanan berlebihan, pemegang akan mengubah getaran dan ikon peringatan penggantian kepala berus berkelip kuning jingga sehingga anda mengurangkan tekanan.

Nota: Produk anda disertakan dengan Sensor Tekanan yang diaktifkan. Untuk menyahaktifkan ciri ini. (lihat "Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri")

BrushPacer

BrushPacer ialah pemasa selang masa yang membantu anda memberus keseluruhan mulut dengan sekata dengan membahagikan mulut anda kepada 6 bahagian.

SmarTimer

SmarTimer menunjukkan bahawa kitaran pemberusan anda telah lengkap dengan mematikan berus gigi secara automatik pada penghujung kitaran pemberusan. Pakar pergigian mengesyorkan masa pemberusan sekurang-kurangnya 2 minit dua kali sehari.

Nota: Jika anda menekan butang kuasa hidup/mati selepas anda memulakan kitaran pemberusan, berus gigi akan menjeda. Selepas menjeda selama 30 saat, SmarTimer akan ditetapkan semula.

EasyStart

Nota: Untuk mengaktifkan EasyStart. (lihat "Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri")

Model Philips Sonicare ini disertakan dengan ciri EasyStart yang dinyahaktifkan. Ciri EasyStart meningkatkan kuasa secara beransur-ansur pada 14 pemberusan pertama untuk membantu anda membiasakan diri memberus gigi dengan Philips Sonicare.

Ciri EasyStart berfungsi dengan semua mod.

Penafian

Apabila berus gigi Philips Sonicare digunakan dalam


kajian klinikal, berus gigi tersebut mestilah digunakan pada keamatan tinggi dengan pemegang dicas sepenuhnya dan ciri EasyStart dinyahaktifkan.

Peringatan Penggantian Kepala Berus

Philips Sonicare anda dilengkapi dengan teknologi BrushSync yang menjejaki kelusuhan kepala berus anda.

Nota: Ciri ini hanya berfungsi dengan kepala berus pintar Philips Sonicare dengan teknologi BrushSync.

- 1 Apabila anda memasang kepala berus pintar yang baru buat pertama kali, pemegang mengenal pasti bahawa anda memasang kepala berus Philips dengan teknologi BrushSync dan mula mengesan kehausan kepala berus.
- 2 Dari semasa ke semasa, pemegang mengesan kehausan kepala berus untuk menentukan masa optimum bagi penggantian kepala berus anda berdasarkan tekanan yang dikenakan dan kekerapan kepala berus digunakan. Ciri ini menjamin pembersihan dan penjagaan terbaik untuk gigi anda.
- 3 Apabila penanda Peringatan Penggantian Kepala Berus menyala kuning jingga, anda perlu menggantikan kepala berus anda.



Nota: Semua kepala berus pintar baharu disertakan dengan ciri peringatan penggantian kepala berus yang diaktifkan. Untuk menyahaktifkan peringatan penggantian kepala berus, lihat 'Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri'.

Penggandingan Mod Kepala Berus

Kepala berus dengan teknologi BrushSync dilengkapi mikrochip yang berkomunikasi dengan pemegang dan menggandingkan pemegang secara automatik dengan mod dan keamatan yang disyorkan.

Nota: Jika anda menukar mod/keamatan, kepala berus akan mengingati tetapan yang terakhir digunakan.


Mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri berikut pada berus gigi anda:

- EasyStart
- Peringatan Penggantian Kepala Berus
- Maklum Balas Sensor Tekanan

Nota: Anda hanya boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan Peringatan Penggantian Kepala Berus apabila kepala berus pintar dipasangkan pada pemegang.


Langkah 1: Letakkan pemegang pada dirian pengecasan atau di dalam gelas pengecasan.



Langkah 2: Tekan dan tahan butang kuasa hidup/mati untuk:

EasyStart	Peringatan Penggantian Kepala Berus	Maklum Balas Sensor Tekanan
3 saat	Hingga 5 saat	Hingga 7 saat
↓	↓	↓
Langkah 3: Lepaskan butang kuasa hidup/mati apabila anda mendengar:		
1 bip	1 bip, kemudian 2 bip	1 bip, 2 bip, kemudian 3 bip
↓	↓	↓

Bersama-sama dengan:



Jika anda melihat penanda bateri berkelip 2 kali dan mendengar 3 nada daripada rendah kepada tinggi, maka ciri tersebut telah diaktifkan.

ATAU



Jika anda melihat penanda bateri berkelip kuning jingga 1 kali dan mendengar 3 nada daripada tinggi kepada rendah, maka ciri tersebut telah dinyahaktifkan.

Pengecasan dan status bateri

Berus gigi Philips Sonicare ini direka bentuk untuk memberikan sekurang-kurangnya 28 sesi pemberusan,



setiap sesi selama 2 minit (14 hari jika digunakan dua kali sehari) dengan bateri dicas sepenuhnya. Penanda bateri menunjukkan status bateri apabila anda melengkapkan sesi pemberusan 2 minit, apabila anda menjeda berus gigi atau semasa bateri dicas.

Nota: Bateri mungkin mengambil masa hingga 24 jam untuk dicas sepenuhnya sebelum penggunaan pertama tetapi anda boleh menggunakan berus gigi Philips Sonicare sebelum bateri dicas sepenuhnya.

Pengecasan

Mengecas pada tapak pengecasan

- 1 Sambungkan palam kord tapak pengecasan kepada salur keluar elektrik.
- 2 Letakkan dirian pengecasan atau gelas pengecasan di atas tapak pengecasan.
- 3 Letakkan pemegang pada dirian pengecasan atau di dalam gelas pengecasan.
 - Penanda bateri menyala dan pemegang mengeluarkan bunyi bip dua kali. Penanda ini menunjukkan bahawa berus gigi sedang dicas.





- 4 Pengecas akan mengecas berus gigi anda sehingga berus gigi tersebut dicas sepenuhnya. Penanda bateri akan berkelip ketika pemegang sedang mengecas. Apabila pemegang telah dicas sepenuhnya, penanda bateri akan menyala selama 30 saat, kemudian dimatikan.

Mengecas dengan bekas kembara

Nota: Aksesori yang disertakan mungkin berbeza berdasarkan model yang dibeli.

- 1 Ambil kabel USB daripada bahagian bawah bekas kembara pengecasan.
- 2 Sambungkan bekas kembara pengecasan melalui kabel USB kepada kuasa input DC 5V sama ada daripada:



- Penyesuai USB yang disediakan
- penyambung USB standard komputer peribadi yang disenaraikan oleh UL atau diperakui oleh ANSI/UL 60950-1 atau,
- bekalan kuasa LPS dengan port output USB yang disenaraikan oleh UL atau diperakui oleh ANSI/UL 60950-1 atau,
- bekalan kuasa Kelas 2 yang disenaraikan oleh UL atau memiliki perakuan 1310.

- 3 Letakkan pemegang di dalam bekas kembara. Bekas kembara mengecas berus gigi anda sehingga berus gigi anda dicas sepenuhnya.

Status bateri

Status bateri (pemegang diletakkan pada pengecas atau di dalam bekas kembara pengecasan yang disambungkan kepada bekalan kuasa)

Apabila pemegang diletakkan pada pengecas atau di dalam bekas kembara pengecasan, penanda bateri menunjukkan paras bateri.

Status bateri	Penanda bateri
Mengecas	Berkelip
Penuh	Menyala selama 30 saat, kemudian dimatikan

Status bateri (apabila pemegang tidak diletakkan pada pengecas atau di dalam bekas kembara pengecasan)

Apabila berus gigi terjaga, penanda bateri pada bahagian bawah pemegang menunjukkan paras bateri.

Status bateri	Penanda bateri	Bunyi
Penuh	Menyala	-
Separa penuh	Berkelip	-
Rendah	Berkelip kuning jingga	Pemegang mengeluarkan 3 bip selepas pemberusan
Kosong	Berkelip kuning jingga	Pemegang mengeluarkan 2 set 5 bip selepas pemberusan


Nota: Untuk menjimatkan tenaga, penanda bateri akan dimatikan apabila tidak digunakan.

Nota: Apabila bateri benar-benar kosong, berus gigi akan mati. Letakkan berus gigi pada pengecas untuk mengecas.

Nota: Untuk memastikan bateri dicas sepenuhnya pada setiap masa, anda boleh membiarkan berus gigi anda pada pengecas apabila tidak digunakan.

Pembersihan

Pemegang berus gigi




- 1 Keluarkan kepala berus dan bilas kawasan aci logam dengan air suam. Pastikan anda mengeluarkan sebarang sisa ubat gigi.

Awas: Jangan tekan kedap getah pada aci logam dengan benda tajam, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan.

- 2 Kekat keseluruhan permukaan pemegang dengan kain lembap.

Nota: Jangan ketuk pemegang pada singki untuk mengeluarkan air berlebihan.

Kepala berus



- 1 Bilas kepala berus dan bulu kejur selepas setiap kali digunakan.
- 2 Tanggalkan kepala berus daripada pemegang dan bilas sambungan kepala berus sekurang-kurangnya seminggu sekali dengan air suam. Bilas tudung kepala berus sekerap yang mungkin jika perlu.

Pengecas

- 1 Cabut plag pengecas sebelum anda mula membersihkannya.
- 2 Kesat permukaan pengecas dengan kain lembap.

Bekas kembara

Bilas dengan air suam dan gunakan kain lembap untuk membersihkan bahagian dalam bekas kembara.

Bekas kembara pengecasan

- 1 Cabut palam bekas kembara pengecasan sebelum pembersihan.
- 2 Gunakan kain lembap untuk mengelap permukaan bekas kembara.

Penyimpanan

Sekiranya anda tidak akan menggunakan produk untuk tempoh yang lama, cabut palam pengecas daripada alur keluar elektrik, bersihkannya dan simpan di tempat yang dingin dan kering yang jauh dari cahaya matahari.

Penggantian

Gantikan kepala berus Philips Sonicare setiap 3 bulan sekali untuk mencapai hasil yang optimum. Gunakan kepala berus gantian Philips Sonicare sahaja.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda mungkin hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk

mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Saya tidak dapat memasang kepala berus sepenuhnya. Terdapat jurang antara kepala berus dengan pemegang.		Ini ialah perkara biasa. Jurang kecil diperlukan untuk membolehkan pergerakan yang menyampaikan getaran diperlukan untuk membersihkan gigi anda.
Getaran berus gigi Philips Sonicare saya kurang berkuasa berbanding sebelum ini.	Kepala berus terlalu rapat dengan badan pemegang.	Tanggalkan kepala berus daripada pemegang dan tetapkan semula pada aci logam dengan meninggalkan jurang kecil. (1-2mm)
	Bateri lemah.	Letakkan pemegang berus gigi pada pengecas.
Berus gigi saya telah dicas tetapi berus gigi tersebut hanya berfungsi untuk masa yang singkat.	Pemegang berus gigi tidak diletakkan secara menegak pada pengecas, maka berus gigi tidak dapat dicas.	Letakkan pemegang secara menegak pada tapak pengecas dan pastikan palam pengecas disambungkan kepada bekalan kuasa.
Berus gigi berhenti berfungsi.	Bateri kosong.	Letakkan pemegang berus gigi pada pengecas.

Mencari nombor model

Lihat pada bahagian bawah pemegang berus gigi Philips Sonicare untuk nombor model (HX99XX).

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan antarabangsa.

PENGECUALIAN JAMINAN

Perkara yang tidak dilindungi oleh jaminan:

- Alat tambahan dalam mulut termasuk kepala berus dan muncung.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak dibenarkan atau kepala berus yang tidak dibenarkan.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, pengabaian, pengubahsuaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan.
- Haus dan lusuh yang biasa termasuk terserpih, tercalar, lelasan, perubahan warna atau keputaran.

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk elektrik dan bateri tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa.
- Patuhi peraturan negara anda untuk pengambilan produk elektrik dan bateri secara berasingan.

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

MENGANDUNGI SEL ION LITUM BOLEH CAS SEMULA.
MESTILAH DIKITAR SEMULA ATAU DILUPUSKAN
DENGAN BETUL.

Bateri boleh cas semula terbina dalam **hanya boleh dikeluarkan oleh pakar yang berkelayakan** apabila perkakas dibuang. Sebelum mengeluarkan bateri, pastikan bateri benar-benar kosong.

Ambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya apabila anda mengendalikan alat untuk membuka perkakas dan apabila anda membuang bateri boleh cas semula. Pastikan anda melindungi mata, tangan, jari dan permukaan tempat kerja anda.


Apabila mengendalikan bateri, pastikan tangan anda, produk dan bateri sentiasa kering.

Untuk mengelakkan lintar pintas bateri secara tidak sengaja selepas bateri dialih keluar, jangan biarkan terminal bateri bersentuhan dengan objek logam (contohnya syiling, pin rambut, cincin). Jangan balut bateri dalam kerajang aluminium. Tampalkan pita pelekat pada terminal bateri atau letakkan bateri di dalam beg plastik sebelum dibuang.


Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Untuk mengalih keluar bateri boleh dicas, anda perlukan tuala atau kain, tukul dan pemutar skru (standard) kepala rata. Patuhi langkah berjaga-jaga asas semasa anda mengikut prosedur yang digariskan di bawah.


- 1 Untuk menghabiskan apa-apa cas daripada bateri boleh cas semula, tanggalkan pemegang daripada pengecas, hidupan berus gigi dan biarkan ia berjalan sehingga perkakas itu berhenti. Ulangi langkah ini sehingga anda tidak lagi boleh menghidupkan berus gigi itu.
- 2 Tanggalkan dan buang kepala berus. Tutup seluruh pemegang dengan tuala atau kain.




- 3 Pegang bahagian atas pemegang dengan sebelah tangan dan ketuk perumah pemegang 0.5 inci di atas bahagian hujung bawah. Ketuk dengan kukuh menggunakan tukul di keempat-empat sisi untuk mengeluarkan tudung hujung.




Nota: Anda mungkin perlu mengetuk pada hujungnya beberapa kali untuk membuka sambungan ketap bahagian dalam.




- 4 Tanggalkan tudung hujung dari pemegang berus gigi. Jika tudung hujungnya tidak dilepaskan dengan mudah dari perumahannya, ulangi langkah 3 sehingga tudung hujungnya dilepaskan.



- 5 Pegang pemegangnya secara terbalik, kemudian tekan aci ke bawah pada permukaan yang keras. Jika komponen dalamnya tidak dilepaskan dengan mudah dari perumahannya, ulangi langkah 3 sehingga komponen dalamnya dilepaskan.




- 6 Sendalkan pemutar skru di antara bateri dengan bingkai belakang di bahagian bawah komponen dalam. Kemudian umpil pemutar skru dari bateri untuk memecahkan bahagian bawah bingkai belakang.
- 7 Masukkan pemutar skru di antara bahagian bawah bateri dengan bingkai hitam untuk memecahkan tab logam yang menyambung bateri ke papan litar bercetak hijau. Ini akan melepaskan hujung bawah bateri daripada bingkai.
- 8 Pegang bateri dan tarik keluar dari komponen dalam untuk memecahkan tab bateri logam yang kedua.



Awas: Berhati-hati dengan bahagian tepi yang tajam pada tab bateri untuk mengelakkan kecederaan pada jari anda.

- 9 Tutup sesentuh bateri dengan pita untuk mengelakkan sebarang litar pintas elektrik daripada cas bateri sisa.



Bateri boleh cas semula kini boleh dikitar semula dan bahagian produk yang lain dibuang dengan sewajarnya.

Nota: Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu untuk memelihara persekitaran.

ข้อมูลเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว Philips Sonicare!
แปรงสีฟันนี้ช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม ฟันขาวขึ้น
และเหงือกมีสุขภาพดีขึ้น
ด้วยการใช้เทคโนโลยีซินิดที่อ่อนโยนร่วมกับการพัฒนาทางคลินิกและคุณสมบัตินี้ที่ได้รับการพิสูจน์ของ Sonicare
คุณจึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างดีที่สุดทุกครั้ง
คุณสามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมและการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่: www.philips.com/support

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น
โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้และเก็บคู่มือไว้ข้างผลิตภัณฑ์รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยในคราวต่อไป
การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้

คำเตือน

- เก็บฐานชาร์จและ/หรือกล่องชาร์จสำหรับเดินทางให้ห่างจากน้ำ
- หลังจากทำความสะอาดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานชาร์จและ/หรือเคสชาร์จสำหรับเดินทางแห้งสนิทก่อนจะต่อกับเต้ารับบนผนัง
- เด็กและผู้ที่มีสภาพร่างกาย ไม่สมบูรณ์
ประสาทสัมผัส ไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา โดย ไม่มีการควบคุมดูแล
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องมือนี้
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริโภคนวัตกรรมของแท้ของ Philips
ใช้แทนชาร์จ์ได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่านนี้ ใช้เฉพาะสาย USB
และหน่วยจ่ายไฟ USB ของแท้เท่านั้น หากมีมาให้
- เครื่องนี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้อสามารถถอดเปลี่ยนเองได้
หากเครื่องเกิดความเสียหาย
โปรดหยุดใช้งานและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
หากสายไฟเสียหาย ให้เปลี่ยนแทนชาร์จ์ใหม่
- ห้ามใช้ฐานชาร์จและ/หรือเคสชาร์จสำหรับเดินทางนอกอาคารหรือใกล้พื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดฟัน เหงือก และลิ้นเท่านั้น

- หยุดใช้หัวแปรงที่ถูกกดทับหรือมีขนแปรงที่โค้งงอ เปลี่ยนหัวแปรงใหม่ทุก 3 เดือนหรือเร็วกว่านั้นเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมสภาพ
- ควรหลีกเลี่ยง ไม่ให้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันมะพร้าว เพราะอาจส่งผลให้ขนแปรงแข็งผิดรูป

คำแนะนำด้านการแพทย์

- หยุดใช้เครื่องและปรึกษาทันตแพทย์/แพทย์ของคุณหากมีเลือดออกมากเกินไปหลังการใช้งาน หากยังคงมีเลือดออกหลังจากใช้งาน 1 สัปดาห์ หรือหากคุณรู้สึก ไม่สบายหรือเจ็บปวด
- หากคุณเคยผ่านการผ่าตัดเหงือกหรือศัลยกรรมภายในช่องปากในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้งาน
- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือได้รับการฝังอุปกรณ์อื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายก่อนใช้งาน
- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องนี้
- เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผู้ป่วยหลายคนในสถาบันหรือการค้า-
ดำเนินการทางทันตกรรมได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคของแท้ของ Philips เท่านั้น เชื้อเฉพาะอุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดได้ TCAxxxx และ/หรือ CBAxxxx
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- ชาร์จไฟและใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิระหว่าง 5-40°C
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้ และห้ามให้ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี หรือใช้เวลานานผิดปกติ ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อ Philips
- ห้ามเปิด ดัดแปลง เจาะ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย อาจทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จไฟเกิน หรือชาร์จไฟกลับด้าน
- หากแบตเตอรี่เสียหายหรือรั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที และ ไปพบแพทย์

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips
เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อกำหนดอุปกรณ์วิทยุ

จากนี้ Philips ขอประกาศว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าที่มีอินเทอร์เฟซความถี่วิทยุ (Bluetooth หรือ BrushSync) เป็นไปตาม Directive 2014/53/EU

- ความถี่วิทยุ Bluetooth: 2.4 GHz
- พลังงานความถี่วิทยุ Bluetooth สูงสุด: 3 dBm
- ความถี่วิทยุ NFC: 13.56 MHz
- พลังงานความถี่วิทยุ NFC สูงสุด: -29 dBm

ขอความเต็มของการประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: www.philips.com/support

วัตถุประสงค์การใช้งาน


แปรงสีฟันทรงพลัง Sonicare DiamondClean 9000 ออกแบบมาเพื่อขัดคราบพลัดและเศษอาหารออกจากฟัน เพื่อลดฟันผุ ปรับปรุงและรักษาสุขภาพของปาก แปรงสีฟันพลัง Sonicare DiamondClean 9000 มีไว้สำหรับใช้ส่วนตัว การใช้งานของเด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

Philips Sonicare ของคุณ (รูปที่ 1)

- 1 ที่จับ
- 2 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 3 ไฟแสดงความแรง
- 4 ปุ่มโหมด/ความแรง
- 5 ไฟแสดงโหมด
- 6 ไฟเตือนการเปลี่ยนหัวแปรง
- 7 สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่
- อุปกรณ์เสริม:
- 8 ฝาครอบหัวแปรง
- 9 หัวแปรงอัจฉริยะ
- 10 สัญลักษณ์ BrushSync
- 11 แก้วชาร์จ
- 12 แท่นวางสำหรับชาร์จ
- 13 แท่นชาร์จ
- 14 กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
- 15 กล่องเก็บการชาร์จสำหรับเดินทาง
- 16 อะแดปเตอร์ตูดมิ่ง USB (-A)

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์:
อ่านคู่มือผู้ใช้



ส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถอดออกได้: "xxxxxx"
ระบุหมายเลขรุ่นของแท่นชาร์จที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้

แอป Sonicare - เริ่มใช้

แอป Sonicare

จับคู่กับแปรงสีฟันของคุณเพื่อมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อ
แอปนี้ใช้งานได้ดีกับสมาร์ตโฟน iPhone และ Android™ หลากหลายรุ่น
วิธีเริ่มใช้แอป Sonicare:

- 1 ดาวน์โหลดแอป Sonicare ลงในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 ตรวจสอบว่า Bluetooth ของโทรศัพท์เปิดอยู่
- 3 หือับแปรงสีฟันของคุณขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าแปรงสีฟันทำงานอยู่ (ไฟเปิด)
- 4 เปิดแอปและทำตามขั้นตอน
- 5 จับคู่แปรงสีฟันของคุณกับแอป
- 6 สร้างบัญชีของคุณผ่านแอป หากได้รับแจ้งให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเข้าถึงการปรับปรุงและคุณสมบัติล่าสุด
- 7 แปรงฟันเป็นประจำด้วยแปรงสีฟันที่เชื่อมต่อกับแอป เมื่อคุณซิงค์แปรงสีฟันกับแอปเป็นประจำ คุณจะได้รับการอัปเดตเพื่อช่วยปรับปรุงการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณ
- 8 ซิงค์เป็นประจำ
- 9 วางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับแปรงสีฟันเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่ดีที่สุด

วิธีซึ่งคด้วยตนเอง:

จับคู่/เชื่อมต่อแปรงสีฟันของคุณกับแอปทั้งสองสัปดาห์เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากคุณสมบัติ/ความสามารถของแอป

วิธีการซิงค์โดยอัตโนมัติ: อนุญาตการอนุญาตตำแหน่งขณะตั้งค่าแอปด้วยการอนุญาตตำแหน่ง

โทรศัพท์ของคุณจะทราบเมื่ออยู่ในระยะการเชื่อมต่อของแปรงสีฟัน และสามารถรีเฟรชข้อมูลการแปรงฟันในแอปเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำล่าสุด

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่า Bluetooth ของโทรศัพท์เปิดอยู่เมื่อใช้แอป เพื่อให้แปรงสีฟันของคุณสามารถถ่ายโอนและอัปเดตข้อมูลการแปรงฟันในแอปได้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ข้อมูลการแปรงของคุณถูกเก็บรวบรวม อย่าลืมอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Sonicare ซึ่งพร้อมใช้งานตลอดกระบวนการตั้งค่าแอป

คุณสมบัติของแอป

แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare


ของคุณติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการแปรงฟันของคุณ ซึ่งรวมถึง:

- เซสชันการแปรงฟันรายวัน
- เวลาที่ใช้ในการแปรงฟันแต่ละครั้ง
- ใช้แรงกดแปรง
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนหัวแปรง (ตามการใช้งานจริง)

แอป Sonicare

รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์อัจฉริยะและติดตามพฤติกรรมการแปรงฟันของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

เริ่มใช้งาน



- 1 จัดตำแหน่งหัวแปรงให้ปลายขนแปรงหันไปทิศทางเดียวกับด้านหน้าของ ตามจับ



- 2 กดหัวแปรงลงบนแกนโลหะอย่างแน่นหนาจนกว่าจะกดต่อไม่ได้

หมายเหตุ:

เป็นรูปปกติที่จะเห็นช่องว่างเล็กน้อยระหว่างหัวแปรงและที่จับ


การใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณ

หากคุณกำลังใช้แปรงสีฟัน Sonicare เป็นครั้งแรก


เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกสั่นสะเทือนมากกว่าเมื่อใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้ครั้งแรกจะใช้เวลาปรับตัวมากขึ้นไป ใช้แรงกดเบา ๆ

และปล่อยให้แปรงสีฟันแปรงฟันให้คุณ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการแปรงฟันด้านล่างเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนไปใช้แปรงสีฟันพลัง Sonicare ใหม่ของคุณ
ให้ใช้การดัดคิ้วที่ต่ำกว่าสำหรับ 1-2
สัปดาห์แรกแล้วเปลี่ยนไปใช้การดัดคิ้วที่สูงขึ้น

คำแนะนำในการแปรงฟัน




- 1 ทำให้ขนแปรงเปียกและใส่ยาสีฟันเล็กน้อย




- 2 วางขนแปรงชิดฟันโดยทำมุมเล็กน้อย (45 องศา)
กดให้แน่นเพื่อให้ขนแปรงไปถึงเหงือกหรือใต้เหงือกเล็กน้อย

หมายเหตุ: รักษาให้ส่วนกลางของแปรงสัมผัสกับฟันอยู่ตลอดเวลา



- 3 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดสวิตช์ Philips Sonicare




- 4 วางขนแปรงเบาๆ บนฟันและแนวเหงือก
แปรงฟันด้วยการเคลื่อนไหวเข้าและออกเล็กน้อยเพื่อให้ขนแปรงเข้าถึงซอกฟัน
เคลื่อนไหวในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดรอบการแปรงฟัน

หมายเหตุ: ขนแปรงควรบานออกเล็กน้อย

คำแนะนำให้แปรงเหมือนที่คุณทำกับแปรงสีฟันธรรมดา

หมายเหตุ: หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป
คุณจะได้รับบาดเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงในการสัมผัสของ
ตามจับและการเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงเป็นสีเหลืองกะพริบ



- 5 ในการทำความสะอาดด้านในของฟันหน้า ให้เอียงตามแปรงจับแบบกึ่งตั้งขึ้น และแปรงลงในแนวตั้งซ้ำกันหลายๆ ครั้งที่จะซี่
- 6 หลังจากที่คุณสิ้นสุดรอบการแปรงฟันแล้ว คุณสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมในการแปรงฟันผิวเคลือบของฟันและบริเวณที่เกิดคราบได้ คุณยังสามารถแปรงลิ้นของคุณโดยเปิดหรือปิดแปรงสีฟันได้ตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: แปรงสีฟัน Philips Sonicare ของคุณปลอดภัยที่จะใช้กับเครื่องมือจัดฟัน (หัวแปรงจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือจัดฟัน) และการบูรณะฟัน (อุดฟัน ครอบฟัน และวีเนียร์) หากยึดติดอย่างถูกต้องและ ไม่เสียหาย

BrushPacer









เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงทั่วปากอย่างสม่ำเสมอ แบ่งปากของคุณออกเป็น 6 ส่วนโดยใช้คุณสมบัติ BrushPacer BrushPacer แบ่งเวลาการแปรงออกเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน และระบุเวลาเมื่อใดที่คุณควรย้ายไปยังพื้นที่ถัดไป ช่วงต่าง ๆ จะระบุด้วยการหยุดชั่วขณะชั่วขณะในการสัมผัสแปรงสีฟันจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซชันการแปรงฟัน

หมายเหตุ: อาจมีการเพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมเมื่อคุณใช้โหมด White+ หรือ Gum Health


โหมด

แปรงสีฟันไฟฟ้าของคุณมี 4 โหมด: Clean, White+, Gum Health และ Deep Clean+ ตามหัวแปรงอัจฉริยะที่คุณใช้ โหมดและความเข้มที่เหมาะสมที่สุดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี BrushSync หากต้องการเปลี่ยนโหมด ให้กดปุ่มโหมด/ความแรงขณะที่จับปิดอยู่

	Clean และ Deep Clean+	White+	สุขภาพเหงือก
ข้อดี	การกำจัดคราบหินปูน	ขัดคราบพลัคและคราบบนฟันผิว	กำจัดคราบพลัคและขนาดเหงือก
แนะนำระดับความแรง	สูง	สูง	สูง

	Clean และ Deep Clean+	White+	สุขภาพเหงือก
เวลาแปรงฟันทั้งหมด	Clean: 2 นาที Deep Clean+: 3 นาที	2 นาที 40 วินาที	3 นาที 20 วินาที
วิธีการแปรงฟัน	Clean: แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 20 วินาที  Deep Clean+: แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 30 วินาที* 	แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 20 วินาที  จากนั้นแปรงส่วนที่ 7 และ 8 เป็นเวลา 20 วินาทีต่อส่วน 	แปรงแต่ละส่วนเป็นเวลา 20 วินาที  จากนั้นแปรงส่วนที่ 7, 8, 9 และ 10 เป็นเวลา 20 วินาทีต่อส่วน 
หมายเหตุ: เมื่อแปรงฟันด้วยแอป Philips Sonicare ในโหมด 'Deep Clean+' เวลาในการแปรงฟันจะอยู่ที่ 2 นาทีเมื่อเชื่อมต่อกับแอป และ 3 นาทีเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแอป			

ความถี่



แปรงสีฟันไฟฟ้าของคุณมีการตั้งค่าความแรง 3 ระดับ:

- ความแรงต่ำ (หนึ่งแท่ง)
- ความแรงปานกลาง (สองแท่ง)
- ความแรงสูง (สามแท่ง)

เมื่อติดตั้งเข้ากับตามจับ

หัวแปรงอัจฉริยะจะเลือกความแรงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการเปลี่ยนเป็นความแรงอื่น

คุณสามารถทำได้โดยกดปุ่มโหมด/ความแรงขณะแปรงฟัน

ความแรงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อปิดที่จับหรือหยุดชั่วคราว

เทคโนโลยี BrushSync



เทคโนโลยี BrushSync

ช่วยให้หัวแปรงของคุณสื่อสารกับที่จับของคุณโดยใช้ไมโครชิปสัญญาณ  ที่ด้านล่างของหัวแปรงแสดงว่าหัวแปรงติดตั้งเทคโนโลยีนี้

เทคโนโลยี BrushSync ช่วยให้:

- ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง
- การจับคู่โหมด BrushSync


Philips Sonicare ให้หัวแปรงอัจฉริยะที่หลากหลาย พร้อมด้วยเทคโนโลยี BrushSync หากต้องการสำรวจหัวแปรงแปรงสีฟันทั้งหมดของเรา และค้นหาหัวแปรงที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ให้ไปที่

www.philips.com/toothbrush-heads สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

- การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด
- BrushPacer
- SmartTimer
- EasyStart
- ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง
- การจับคู่โหมดหัวแปรง

การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด



แปรงสีฟัน Sonicare วัดแรงกดที่คุณใช้ในขณะแปรงฟัน

เพื่อปกป้องเหงือกและฟันของคุณจากความเสียหาย

หากคุณเข้แรงกดมากเกินไป ตามจับจะเปลี่ยนการสั่น

และไอคอนเตือนการเปลี่ยนหัวแปรงจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพันจนกว่าคุณจะลดแรงกดลง

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของคุณมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แรงกดที่เปิดใช้งาน วิธีปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ (ดู "การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ")

BrushPacer

BrushPacer

เป็นตัวจับเวลาแบบวันช่วงเวลาซึ่งช่วยให้คุณแปรงทั่วปากอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งปากของคุณออกเป็น 6 ส่วน

SmarTimer

SmarTimer

บ่งชี้วาระรอบการแปรงฟันของคุณเสร็จสมบูรณ์โดยการปิดแปรงสีฟันโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการแปรงฟัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำให้แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีวันละสองครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดหลังจากที่คุณเริ่มรอบการแปรงฟัน แปรงสีฟันจะหยุดชั่วคราว หลังจากหยุดชั่วคราว 30 วินาที SmarTimer จะรีเซ็ต

EasyStart

หมายเหตุ: วิธีเปิดใช้งาน EasyStart. (ดู "การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ")

รุ่น Philips Sonicare นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ EasyStart ที่ปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้ EasyStart จะเพิ่มพลังอย่างนุ่มนวลในการแปรง 14 ครั้งแรก เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการแปรงฟันด้วย Philips Sonicare ที่เจือร EasyStart ใช้งานได้กับทุกโหมด

การสแกนสิทธิ์การรับผิดชอบ


เมื่อใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ในการศึกษาทางคลินิก ต้องใช้ความแรงขบสูงโดยที่ตามจับที่ขบจะเต็มแล้วและปิดใช้งานคุณสมบัติ EasyStart

ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง

Philips Sonicare ของคุณมาพร้อมกับเทคโนโลยี BrushSync ที่ติดตามการสึกหรอของหัวแปรง

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับหัวแปรงอัจฉริยะของ Philips Sonicare ที่มีเทคโนโลยี BrushSync เท่านั้น

- 1 เมื่อคุณติดหัวแปรงอัจฉริยะตัวใหม่เป็นครั้งแรก ที่จับจะรับรู้ได้ว่าคุณมีหัวแปรงของ Philips ที่มีเทคโนโลยี BrushSync และเริ่มติดตามการสึกหรอของหัวแปรง
- 2 เมื่อเวลาผ่านไป ตามแรงกดที่คุณใช้และเวลาทั้งหมดที่ใช้หัวแปรง ที่จับจะติดตามการสึกหรอของหัวแปรงเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนหัวแปรงของคุณ
คุณสมบัตินี้รับประกันการทำความสะอาดและดูแลฟันของคุณได้ดีที่สุด



3 เมื่อไฟเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงเป็นสีเหลือง คุณควรเปลี่ยนหัวแปรง

หมายเหตุ:

หัวแปรงอัจฉริยะทุกรุ่นมาพร้อมคุณสมบัติการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรงที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว

หากต้องการปิดใช้งานสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนหัวแปรง ให้ดูที่ 'การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ'

การจับคู่มือหัวแปรง

หัวแปรงที่มีเทคโนโลยี BrushSync

ติดตั้งไมโครชิปที่สื่อสารกับที่จับและจับคู่กับโหมดและความแรงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโหมด/ความแรง

หัวแปรงจะจดจำการตั้งค่าที่ใช้ล่าสุด

การเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่อไปนี้ของแปรงสีฟันได้:


- EasyStart
- ตัวบอกการเปลี่ยนหัวแปรง
- การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด

หมายเหตุ:

คุณสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนการเปลี่ยนหัวแปรงได้เฉพาะเมื่อหัวแปรงอัจฉริยะอยู่บนที่จับเท่านั้น

82 ภาษาไทย

ขั้นตอนที่ 1: วางที่จับบนแท่นชาร์จหรือในกระจกสำหรับชาร์จ



ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สำหรับ:

เริ่มต้นง่าย

ตัวบอกการเปลี่ยนหัว-
แปรง

การตอบกลับเซ็นเซอร์แรงกด

3 วินาที

สูงสุดถึง 5 วินาที

สูงสุดถึง 7 วินาที

-

-

-

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อคุณได้ยิน:

เสียงบี๊พ 1 ครั้ง

เสียงบี๊พ 1 ครั้งและ 2
ครั้ง


เสียงบี๊พ 1 ครั้ง 2 ครั้งและ 3
ครั้ง

-

-


-

พร้อมกับ:



หากคุณเห็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะพริบ 2 ครั้งและได้ยิน 3
เสียงจากตัว เป่าสูง แสดงว่าคุณสมบัติเปิดใช้งานแล้ว

หรือ



หากคุณเห็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะพริบเป็นสีเหลือง 1 ครั้งและได้ยิน 3
เสียงจากสูง เป่าต่ำ แสดงว่าคุณสมบัติปิดใช้งานแล้ว

การชาร์จและสถานะแบตเตอรี่

แปรงสีฟัน Philips Sonicare

นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประปรายน้อย 28 ครั้ง

โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 นาที (14 วันหากใช้วันละสองครั้ง)

ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อคุณแปรงฟันครบ 2 นาที เมื่อคุณหยุดแปรงสีฟันชั่วคราว หรือขณะกำลังชาร์จ


หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 24

ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก แต่คุณสามารถใช้แปรงสีฟัน Philips Sonicare ได้ก่อนที่จะชาร์จจนเต็ม

การชาร์จ

การชาร์จบนแท่นชาร์จ

- 1 เสียบสายไฟของฐานชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- 2 วางแท่นชาร์จหรือกระจกชาร์จบนฐานชาร์จ
- 3 วางที่จับบนแท่นชาร์จหรือในกระจกสำหรับชาร์จ
 - ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นและที่จับจะส่งเสียงบี๊ฟสองครั้ง แสดงว่าแปรงสีฟันกำลังชาร์จ





- 4 ที่ชาร์จจะชาร์จแปรงสีฟันของคุณจนกว่าจะชาร์จจนเต็ม ที่จับกำลังชาร์จเมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบ เมื่อชาร์จที่จับเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วดับลง

การชาร์จด้วยกล่องเก็บสำหรับเดินทาง

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

- 1 นำสาย USB จากด้านล่างของกล่องเก็บสำหรับเดินทาง
 - 2 เชื่อมต่อเคสสำหรับชาร์จผ่านสาย USB เข้ากับพินพุต 5V DC ใ้มาจะจาก:
 - อะแดปเตอร์ USB ที่ให้มา
 - ขั้วต่อ USB มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่อยู่ในรายการ UL หรือได้รับการรับรองตาม ANSI/UL 60950-1 หรือ
 - รายชื่อ UL หรือได้รับการรับรองแหล่งจ่ายไฟ LPS ANSI/UL 60950-1 พร้อมพอร์ตเอาต์พุต USB หรือ
 - แหล่งจ่ายไฟ 1310 Class 2 ในรายการ UL หรือได้รับการรับรอง
 - 3 วางที่จับในกล่องเก็บสำหรับเดินทาง
- กล่องเดินทางจะชาร์จแปรงสีฟันของคุณจนกว่าแปรงสีฟันของคุณจะชาร์จจนเต็ม



สถานะแบตเตอรี่

สถานะแบตเตอรี่^๒
(จัดการเมื่อเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จหรือในกล่องเก็บการชาร์จสำหรับเดินทาง)

เมื่อวางที่จับไว้บนเครื่องชาร์จหรือในกล่องเก็บการชาร์จสำหรับเดินทางไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงระดับแบตเตอรี่

สถานะแบตเตอรี่	สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่
การชาร์จ	กะพริบ
เต็ม	สว่างขึ้นเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วดับลง

สถานะแบตเตอรี่^๒
(เมื่อไม่ไดวางที่จับบนเครื่องชาร์จหรือในกล่องเก็บการชาร์จสำหรับเดินทาง)

เมื่อแปรงสีฟันต้นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของที่จับจะแสดงระดับแบตเตอรี่

สถานะแบตเตอรี่	สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่	เสียง
เต็ม	ไฟสว่าง	-
เต็มบางส่วน	กะพริบ	-
ต่ำ	กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน	ดัมจับส่งเสียงบี๊พ 3 ครั้งหลังจากการแปรงฟัน
ว่าง	กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน	ดัมจับส่งเสียงบี๊พ 5 ครั้ง 2 ชุดหลังจากการแปรงฟัน


หมายเหตุ: เพื่อประหยัดพลังงานไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะปิดเมื่อไม่ใช้งาน

หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่หมด แปรงสีฟันจะปิดวางแปรงสีฟันบนเครื่องชาร์จเพื่อชาร์จ

หมายเหตุ: หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลาคุณอาจเก็บแปรงสีฟันไว้บนที่ชาร์จเมื่อไม่ใช้งาน

การทำความสะอาด

ด้ามแปรงสีฟัน




- 1 ถอดหัวแปรงและล้างทำความสะอาดบริเวณด้ามโลหะด้วยน้ำอุ่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล้าง
คราบยาสีฟันที่ตกค้างอยู่ออกจนหมดแล้ว

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้วัตถุมีคมกดที่ขีลยางบนด้ามเหล็ก
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของด้ามจับด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

หมายเหตุ: ห้ามเคาะด้ามจับบนอ่างน้ำเพื่อขจัดน้ำส่วนเกิน

หัวแปรง



- 1 ล้างทำความสะอาดหัวแปรง และขนแปรงหลังการใช้ทุกครั้ง
- 2 ถอดหัวแปรงออกจากด้ามจับและล้างข้อต่อหัวแปรงด้วยน้ำอุ่นอย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง ล้างฝารอบหัวแปรงบอยเทาที่ต้องการ

แท่นชาร์จ

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนทำความสะอาด
- 2 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของเครื่องชาร์จด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

กล่องเก็บสำหรับเดินทาง

ล้างด้วยน้ำอุ่นและใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
เพื่อทำความสะอาดภายในกล่องเก็บสำหรับเดินทาง

กล่องเก็บการชาร์จสำหรับเดินทาง

- 1 ถอดปลั๊กกล่องเก็บการชาร์จสำหรับเดินทางก่อนทำความสะอาด
- 2 ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดพื้นผิวของกล่องเก็บสำหรับเดินทาง

การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า ทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น
และห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด

การเปลี่ยนอะไหล่

เปลี่ยนหัวแปรง Philips Sonicare ทุกๆ 3 เดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การแปรงฟันที่ดีที่สุด
ใช้เฉพาะหัวแปรงสำหรับเปลี่ยน Philips Sonicare เท่านั้น

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้นำรวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถสวมหัวแปรงได้- ลิด มีช่องว่างระหว่างหัวแปรงและ- ที่จับ		เป็นเหตุการณ์ปกติ ช่องว่างเล็ก เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เคลื่อนไหวเพื่อส่งแรงสั่นสะเทือนที่จำเป็นในการทำความสะอาดฟันของคุณ
การสั่นของแปรงสีฟัน Philips Sonicare ของฉันมีพลังน้อยกว่าเมื่อก่อน	หัวแปรงอยู่ใกล้กับตัวค้ำมากเกินไป	ถอดหัวแปรงออกจากที่จับแล้ว ตั้งใหม่บนแกนโลหะโดยเว้น- ช่องว่างเล็ก ๆ (1-2 มม.)
	แบตเตอรี่เหลือน้อย	ชาร์จค้ำแปรงสีฟันบนเครื่อง- ชาร์จ
ฉันชาร์จแปรงสีฟันแล้ว แต่ใช้งานได้นานขึ้น เท่านั้น	ค้ำแปรงสีฟันไม่ได้วางใน- ที่ตั้งบนเครื่องชาร์จ ส่งผลให้ไม่มีการชาร์จ	วางที่จับในแนวตั้งบนฐานชาร์- จและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบ- ที่ชาร์จแล้ว
แปรงสีฟันหยุดทำงาน	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จค้ำแปรงสีฟันบนเครื่อง- ชาร์จ

ค้นหาหมายเลขรุ่น

ดูหมายเลขรุ่น (HX99XX) ที่ด้านล่างของที่จับแปรงสีฟัน Philips Sonicare

การรับประกันและการสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแนบที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

ข้อควรเว้นการรับประกัน

สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน:

- เครื่องมือที่อยู่ในช่องปาก มารวมทั้งหัวแปรงและหัวฉีด
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหัวแปรงที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ในทางที่ผิด การใช้ผิดวิธี การละเลย การเปลี่ยนแปลง หรือการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รอยขีดข่วนรวมทั้งการสึกหรอตามปกติ ประกอบด้วย รอยย่น รอยขีดข่วน ร่องรอยการสึกหรอ รอยด่าง หรือสีตก

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้อง นำมาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ไปทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

ประกอบด้วยเซลล์ลิเทียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้

ต้องรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างเหมาะสม

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ในตัวต้องถอดออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเมื่อทำการทิ้งเครื่อง ก่อนถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมด

ใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อคุณใช้เครื่องมือในการเปิดเครื่องและเมื่อคุณทิ้งแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้อายาลิมปกป้องดวงตา มือ นิ้วมือ และพื้นที่ที่คุณทำงาน

เมื่อคุณจัดการกับแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผลิตภัณฑ์ และแบตเตอรี่แห้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ลัดวงจรหลังจากถอดออกโดยไม่ไดตั้งใจ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เหรียญ ที่หนีบผม แหวน)

อย่าหย่อนแบตเตอรี่ด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียม



ติดเทปขั้วแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกก่อนทิ้ง

การถอดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้

ในการถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออก คุณต้องใช้ผ้าเช็ดมือหรือผ้าทั่วไป คอน และ เข็มวงปากแบน (แบบมาตรฐาน)



ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

- 1 เมื่อต้องการเปลี่ยนประเภทเตอรีที่ชาร์จใหม่ได้ ให้ถอดตามจับออกจากแท่นชาร์จ เปิดใช้งานแปรงสีฟันและปล่อยให้อุปกรณ์ทำงานจนกว่าเครื่องจะหยุดทำงาน
ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานแปรงสีฟันได้อีก
- 2 ถอดหัวแปรงทิ้ง หุ้มตามจับทั้งตามด้วยผาขนหนูหรือผ้าทึบไป




- 3 กดด้านบนสุดของด้ามจับค้างไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง และกะเทาะที่ตัวด้ามจับเหนือส่วนท้ายของด้ามจับประมาณ 0.5 นิ้ว กะเทาะด้วยคอนแรงๆ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อนำฝาครอบออก

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้แรงตอกกลั่นท้ายหลายครั้ง เพื่อแยกการเชื่อมต่อที่ติดแน่นภายใน



- 4 ถอดฝาครอบออกจากด้ามจับแปรงสีฟัน หากฝาครอบตามจับยังไม่หลุดออกจากตัวเครื่องอย่างง่ายดาย ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าฝาครอบจะหลุดออก

- 5 กลับหัวด้ามจับลง แล้วให้กดส่วนแหลมลงบนพื้นแข็ง หากส่วนประกอบภายในยังไม่หลุดออกอย่างง่ายดายจากตัวเครื่อง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าส่วนประกอบภายในจะหลุดออก



- 6 ใช้ไขควงจี้ระหว่างแบตเตอรี่และกรอบสีดำที่ด้านล่างของส่วนประกอบภายในจากนั้นกดไขควงออกจากตัวแบตเตอรี่เพื่อทำลายส่วนล่างของกรอบสีดำ
 - 7 สอดไขควงเข้าไปที่ระหว่างส่วนล่างของแบตเตอรี่และกรอบสีดำเพื่อทำลายแถบโลหะที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับแผงวงจรสีเขียว การทำเช่นนี้จะปลดล็อกสวิตช์ของแบตเตอรี่ออกจากกรอบได้
 - 8 จับแบตเตอรี่แล้วดึงออกจากส่วนประกอบภายในเพื่อทำลายแถบโลหะชั้นที่สองของแบตเตอรี่
- ข้อควรระวัง: ระวังระดับขบคมของแถบแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บ**
- 9 พันแบตเตอรี่ด้วยเทปกาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าที่ตกค้างในแบตเตอรี่
- ตอนนี้แบตเตอรี่ที่ชำรุดใหม่ได้จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และนำชิ้นส่วนอื่นของเครื่องไปทิ้ง อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยให้ทิ้งในจุดรวบรวมขยะประเภทนี้เพื่อการรีไซเคิล การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาสິงแวดล้อม

소개

필립스 소닉케어의 가족이 되신 것을 환영합니다!
이 칫솔을 사용하면 플라그를 탁월하게 제거하고 치아 착색을 방지하며 건강한 잇몸을 얻을 수 있습니다. 부드러운 음파 기술과 임상적으로 개발 및 검증된 기능이 결합된 소닉케어를 사용하면 매번 최적의 세정 효과를 얻을 수 있습니다.

추가 지원 및 제품 등록은

www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다

중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

경고

- 충전대 및/또는 여행용 충전 케이스를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 세척한 후에는 충전대 및/또는 여행용 충전 케이스를 완전히 건조시킨 다음에 다시 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 본 장비를 어린이 및 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 또한 어린이가 어른의 감독없이 제품의 세척과 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 제공되는 경우 원래 USB 케이블 및 USB 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 본 제품에는 서비스 가능한 부품이 없습니다. 제품에 손상된 부분이 있으면 사용을 중단하고 해당 국가의 고객 상담실에 문의하십시오. 코드가 손상된 경우 충전기를 새 충전기로 교체하십시오.
- 충전대 및/또는 여행용 충전 케이스를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 제품의 부품을 세척하지 마십시오.

- 본 제품은 치아, 잇몸, 혀만을 세정하기 위한 용도로 설계되었습니다.
- 칫솔모의 모가 눅거나 휘면 사용을 중단하십시오. 3개월마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.
- 에센셜 오일 또는 코코넛 오일이 함유된 제품과 직접적으로 닿지 않도록 하십시오. 닿을 경우 칫솔모가 빠질 수 있습니다.

의료 경고

- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일 이상 지나도 증상이 호전되지 않거나 불편함을 느끼거나 통증이 있을 경우 기기 사용을 중단하고 치과 의사/의사와 상의하십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조 기기를 이식받은 경우에는, 사용하기 전에 의사나 이식한 해당 기기의 제조업체에 문의한 후 하십시오.
- 사용자에게 건강과 관련한 문제가 있다면 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 이 제품은 개인 위생 기구이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.

배터리 안전 지침

- 필립스에서 제공하는 정품 액세서리 및 소모품만 하십시오. 분리형 전원 공급 장치 TCAXxxx 및/또는 CBAXxxx만 하십시오. 제품과 함께 제공되는 충전식 배터리만 하십시오.
- 제품은 5~40°C 사이의 온도에서 충전 및 사용하는 것이 좋습니다.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.

- 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 행구고 치료를 받으십시오.

EMF (전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

무선 장비 지침

무선 주파수 인터페이스(Bluetooth 또는 BrushSync)가 장착된 필립스 전동칫솔은 Directive 2014/53/EU를 준수합니다.

- Bluetooth 무선 주파수: 2.4GHz
- 최대 Bluetooth 무선 주파수 출력: 3dBm
- NFC 무선 주파수: 13.56MHz
- 최대 NFC 무선 주파수 전력: -26dBm

EU 적합성 선언의 전문은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

www.philips.com/support

용도

소닉케어 다이아몬드클린 9000 전동칫솔은 충치를 줄이고 구강 건강을 개선할 수 있도록 치아에 붙어있는 플라그 및 음식물 잔여물을 제거합니다. 소닉케어 다이아몬드클린 9000 전동칫솔은 개인용 제품입니다. 어린이는 성인의 감독 하에 제품을 사용해야 합니다.


필립스 소닉케어(그림 1.)

- 1 핸들
 - 2 전원 버튼
 - 3 강도 표시등
 - 4 모드/강도 버튼
 - 5 모드 표시등
 - 6 칫솔모 교체 알림 표시등
 - 7 배터리 표시등
- 액세서리:**
- 8 칫솔모 컵
 - 9 스마트 칫솔모
 - 10 BrushSync 기호
 - 11 충전컵
 - 12 충전용 거치대
 - 13 충전대

- 14 여행용 케이스
- 15 여행용 충전 케이스
- 16 USB(-A) 벽면 어댑터

참고: 제품과 함께 제공되는 액세서리는 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.

제품에 다음과 같은 기호가 나타날 수 있습니다.
사용 설명서를 읽으십시오.



분리형 전원 공급 장치 부품: "xxxxxx"는 사용할 승인된 충전기의 모델 번호를 나타냅니다.

소닉케어 앱 - 시작하기

소닉케어 앱은 칫솔과 페어링하여 커넥티드 경험을 제공합니다. 이 앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다.

소닉케어 앱 사용을 시작하려면 다음을 수행합니다.

- 1 휴대폰에 소닉케어 앱을 다운로드합니다.
- 2 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.
- 3 칫솔을 들어 칫솔이 활성화되어 있는지 확인합니다(표시등 켜짐).
- 4 앱을 열고 단계를 따릅니다.
- 5 칫솔을 앱과 페어링합니다.
- 6 앱을 통해 계정을 만듭니다. 메시지가 나타나면 최신 개선 사항 및 기능에 접근 가능한 펌웨어 업데이트를 완료하십시오.
- 7 칫솔을 앱에 연결한 상태에서 정기적으로 양치질합니다. 칫솔을 앱과 정기적으로 동기화하면 구강 건강 관리를 개선하는 데 도움이 되는 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 8 정기적으로 동기화합니다.
- 9 최적의 데이터 전송을 위해 휴대폰을 칫솔 가까이 두십시오.

수동 동기화 방법: 앱의 기능 및 성능을 활용하려면 2주마다 칫솔을 앱과 페어링/연결합니다.

자동 동기화 방법: 앱을 설정하는 동안 위치 권한을 허용합니다. 위치 권한을 허용하면 휴대폰이 칫솔의 연결 범위를 인식하고 앱에서 양치 데이터를 새로 고침하여 최신 정보와 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

참고: 칫솔이 양치 데이터를 앱으로 전송하고 업데이트할 수 있도록 앱을 사용할 때 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다. 양치 데이터를 수집하는 이유에 관한 문의 사항이 있는 경우, 앱 설정을 진행하는 동안 확인할 수 있는 소닉케어 개인정보 보호정책을 반드시 검토하십시오.


앱 기능

소닉케어 전동칫솔에는 스마트 센서가 장착되어 있어 다음과 같은 양치 습관에 대한 피드백을 제공합니다.

- 일일 양치 횟수
- 각 양치질에 소요된 시간
- 가해진 칫솔질 압력
- 칫솔모 교체 알림(실제 사용 기준)

소닉케어 앱은 스마트 센서에서 제공하는 데이터를 수집하고 시간에 따른 양치 습관을 추적합니다.

시작하기



- 1 칫솔모가 핸들 앞부분을 향하도록 맞춥니다.

- 2 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 움직이지 않도록 고정시킵니다.

참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 생기는 것은 정상입니다.

필립스 소닉케어 칫솔 사용

소닉케어 칫솔을 처음 사용하는 경우 일반 칫솔을 사용할 때보다 더 강한 진동을 느끼는 것은 정상입니다. 사용자가 처음 사용할 때 지나치게 압력을 가하는 경우가 많습니다. 손에 힘을


빠고 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 최상의 사용 경험을 위해 아래의 양치질 방법을 따르십시오.

새 소닉케어 전동칫솔로 전환 시 처음 1~2주 동안에는 낮은 설정으로 사용한 다음 높은 설정으로 전환하십시오.

양치질 방법




- 1 칫솔모를 물로 적신 후 소량의 치약을 바릅니다.




- 2 칫솔모를 치아에 45도 정도로 살짝 비스듬하게 올려놓습니다. 잇몸선이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 압력을 가합니다.

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.




- 3 전원 버튼을 눌러 필립스 소닉케어를 켭니다.



- 4 치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다. 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다. 이 방식으로 치아 전체를 닦습니다.

참고: 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야 합니다. 수동 칫솔로 닦는 것처럼 문지르지 않는 것이 좋습니다.

참고: 너무 많이 압력을 가하면 핸들의 진동이 변하고 칫솔모 교체 알림이 황색으로 깜박거리 이를 알려줍니다.




- 5 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 핸들을 수직 상태에서 살짝 기울인 후 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 양치질을 합니다.

- 6 칫솔질 시간이 완료된 다음 추가로 어금니 및 착색 부분을 닦을 수 있습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다.

참고: 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있음) 및 치아 보철물(신경치료, 크라운,

라미네이트)이 제대로 부착되어 있는 경우 필립스 소닉케어 칫솔을 사용해도 안전합니다.

브러시페이서








입 안을 골고루 양치할 수 있도록 브러시페이서 기능을 사용하여 입안을 6구간으로 나누십시오. 브러시페이서는 양치질 시간을 6개의 동일한 구간으로 나누고 다음 부위로 이동해야 할 때를 알려줍니다. 각 구간은 진동이 잠시 일시 정지되는 것을 통해 알 수 있습니다. 양치질이 완료되면 칫솔이 자동으로 멈춥니다.

참고: White+ 또는 Gum Health 모드를 사용할 때 구간을 추가할 수 있습니다.

모드


전동칫솔에는 Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+과 같은 4가지 모드가 있습니다. 사용하는 스마트 칫솔모에 따라 BrushSync 기술이 최적의 모드와 강도를 자동으로 선택합니다. 모드를 변경하려면 핸들이 꺼진 상태에서 모드/강도 버튼을 누르십시오.

	Clean 및 Deep Clean+	White+	Gum health
장점	플라그 제거	플라그 및 표면 착색 제거	플라그 제거 및 잇몸 마사지
추천 강도 레벨	높음	높음	높음
총 양치질 시간	Clean: 2분 Deep Clean+: 3분	2분 40초	3분 20초

	Clean 및 Deep Clean+	White+	Gum health
양치질 방법	Clean: 각 구간마다 20초 동안 칫솔질	각 구간마다 20초 동안 칫솔질 후,	각 구간마다 20초 동안 칫솔질 후,
			
	Deep Clean+: 각 구간마다 30초 동안 칫솔질*	구간 7과 8을 20초 동안 각각 칫솔질	구간 7, 8, 9, 10을 각각 20초 동안 칫솔질
			

참고: 'Deep Clean+' 모드에서 필립스 소닉케어 앱을 사용하여 양치할 경우, 양치질 시간이 앱에 연결되어 있으면 2분, 앱에 연결되어 있지 않으면 3분이 됩니다.

강도



전동칫솔에는 다음과 같은 3가지 강도 설정이 있습니다.

- 약한 강도(막대 1개)
- 중간 강도(막대 2개)
- 높은 강도(막대 3개)

스마트 칫솔모를 핸들에 연결하면 권장된 강도가 자동으로 선택됩니다. 다른 강도로 변경하려면 양치 중에 모드/강도 버튼을 누르면 됩니다.

핸들의 전원이 꺼져 있거나 일시 중지된 상태에서는 강도를 변경할 수 없습니다.

BrushSync 기술



BrushSync 기술을 통해 칫솔모가 마이크로칩으로 핸들과 통신할 수 있습니다. 칫솔모 하단의  기호는 칫솔모에 이 기술이 적용되어 있다는 의미입니다.

BrushSync 기술을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 칫솔모 교체 알림
- BrushSync 모드 페어링


필립스 소닉케어는 BrushSync 기술이 적용된 다양한 스마트 칫솔모를 제공합니다. 필립스의 모든 칫솔모 제품군을 살펴보고 자신에게 가장 적합한 칫솔모를 찾으려면

www.philips.com/toothbrush-heads에서 자세한 내용을 확인하십시오.

기능

- 압력 센서 피드백
- 브러시페이서
- 스마트 타이머
- 이지스타트
- 칫솔모 교체 알림
- 칫솔모 모드 페어링

압력 센서 피드백



소닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 손상으로부터 보호하기 위해 양치하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다.

과도한 압력을 가하면 핸들의 진동이 변하고 압력을 줄일 때까지 칫솔모 교체 알림 아이콘이 황색으로 깜박입니다.

참고: 제품에는 압력 센서 기능이 설정되어 있습니다. 이 기능을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

브러시페이서

브러시페이서는 입 안을 6개 구간으로 나누어 입안을 골고루 양치할 수 있도록 도와주는 간격 타이머입니다.

스마트 타이머

스마트 타이머는 칫솔질 종료 시에 칫솔의 전원이 자동으로 꺼져 칫솔질 완료를 알립니다.

치과 전문의는 하루에 두 번씩 2분 이상 칫솔질 하는 것을 권장합니다.

참고: 칫솔질을 시작한 다음 전원 버튼을 누르면 칫솔이 일시 중지됩니다. 30초간 중지된 후 스마트 타이머가 초기화됩니다.

이지스타트

참고: 이지스타트 기능을 설정하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

이 필립스 소닉케어 모델에는 이지스타트 기능이 해제되어 있습니다. 이지스타트 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 전원을 높여 필립스 소닉케어를 이용한 칫솔질에 익숙해지도록 도와줍니다.

이지스타트 기능은 모든 모드에서 작동합니다.

주의 사항


임상 연구에 필립스 소닉케어 칫솔을 사용할 때는 핸들을 완전히 충전하고 이지스타트 기능을 해제한 상태에서 높은 강도로 사용해야 합니다.

칫솔모 교체 알림

필립스 소닉케어에는 칫솔모의 마모를 추적하는 BrushSync 기술이 있습니다.

참고: 이 기능은 BrushSync 기술이 적용된 필립스 소닉케어 스마트 칫솔모에서만 사용할 수 있습니다.

- 1 새 스마트 칫솔모를 처음으로 부착하게 되면 핸들에서 BrushSync 기술이 적용된 필립스 칫솔모를 인식해 칫솔모 마모 상태를 추적합니다.
- 2 시간에 걸쳐 가해지는 압력과 칫솔모를 사용한 총 시간에 따라 핸들이 칫솔모 마모를 추적하여 최적의 칫솔모 교체 시기를 결정합니다. 이 기능은 탁월한 세정 효과와 최적의 치아 관리에 효과적입니다.
- 3 칫솔모 교체 알림 표시등이 황색으로 켜지면 칫솔모를 교체해야 합니다.



참고: 모든 스마트 칫솔모는 칫솔모 교체 알림 기능이 설정되어 제공됩니다. 칫솔모 교체 알림을 해제하려면 '기능 설정 또는 해제'를 참조하십시오.

칫솔모 모드 페어링

BrushSync 기술이 적용된 칫솔모에는 칫솔 핸들과 통신하고 권장 모드 및 강도로 자동으로 페어링하는 마이크로칩이 내장되어 있습니다.

참고: 모드/강도를 변경하면 칫솔모가 이전에 마지막으로 사용한 설정을 기억합니다.


기능 설정 또는 해제

칫솔의 다음 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

- 이지스타트
- 칫솔모 교체 알림
- 압력 센서 피드백

참고: 스마트 칫솔모가 핸들에 있는 경우에만 칫솔모 교체 알림 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

1단계: 핸들을 충전용 거치대나 충전컵에 놓습니다.



2단계: 전원 버튼을 다음 시간 동안 길게 누릅니다.

이지스타트

칫솔모 교체 알림

압력 센서 피드백

3초

최대 5초

최대 7초

↓

↓

↓

3단계: 신호음을 들으면 전원 버튼에서 손을 땁니다.

신호음 1회

신호음 1회 후 2회


신호음 1회, 2회 후 3회

↓

↓


↓

추가 기능



배터리 표시등이 2회 깜박이고 낮은 신호음에서 높은 신호음이 3회가 들리면 기능이 설정된 것입니다.

또는



배터리 표시등이 황색으로 1회 깜박이고 높은 신호음에서 낮은 신호음이 3회가 들리면 기능이 해제된 것입니다.

충전 및 배터리 잔량


필립스 소닉케어 칫솔은 배터리를 완전히 충전한 경우 한 번에 2분간 양치 기준으로 최소 28회(하루에 두 번 사용할 경우 14일) 양치할 수 있도록 설계되었습니다. 배터리 표시등에는 2분간의 양치 시간이 완료된 경우, 칫솔을 일시 중지한 경우, 충전 중인 경우에 배터리 상태가 표시됩니다.

참고: 첫 사용 전에 배터리가 완전히 충전되려면 최대 24시간이 걸리지만 소닉케어는 완전히 충전되지 않아도 사용할 수 있습니다.

충전하기

충전대 충전

- 1 충전대의 코드를 전기 콘센트에 꽂습니다.
- 2 충전용 거치대 또는 충전컵을 충전대 위에 놓습니다.
- 3 핸들을 충전용 거치대나 충전컵에 놓습니다.
 - 배터리 표시등이 켜지고 핸들에서 신호음이 두 번 울립니다. 칫솔이 충전 중이라는 의미입니다.




- 4 충전기는 칫솔이 완전히 충전될 때까지 충전합니다. 배터리 표시등이 깜박이면 핸들이 충전 중이라는 의미입니다. 핸들이 완전히 충전되면 배터리 표시등이 30초간 켜졌다가 꺼집니다.

여행용 케이스로 충전

참고: 제품과 함께 제공되는 액세서리는 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 여행용 충전 케이스 하단에서 USB 케이블을 분리합니다.
- 2 USB 케이블을 통해 여행용 충전 케이스를 다음 중 하나의 5V DC 입력 전원에 연결합니다.
 - 해당 USB 어댑터
 - UL 인증 또는 ANSI/UL 60950-1 PC의 표준 승인을 받은 USB 커넥터
 - UL 인증 또는 ANSI/UL 60950-1 LPS 승인을 받은 전원 공급 장치(USB 출력 포트 포함)
 - UL 인증 또는 1310 Class 2 승인을 받은 전원 공급 장치
- 3 칫솔 핸들을 여행용 케이스 안에 넣습니다. 여행용 케이스는 칫솔이 완전히 충전될 때까지 칫솔을 충전합니다.



배터리 상태

배터리 상태(칫솔 핸들이 충전기에 연결되어 있거나 여행용 충전 케이스에 있는 경우)

핸들을 충전기 또는 여행용 충전 케이스에 놓으면 배터리 표시등에 배터리 잔량이 표시됩니다.

배터리 상태	배터리 표시등
충전	깜박임
완전 충전	30초 동안 점등되었다가 꺼짐

배터리 상태(칫솔 핸들을 충전기 또는 여행용 충전 케이스에 놓지 않은 경우)

칫솔을 켜면 핸들 하단의 배터리 표시등에 배터리의 잔량이 표시됩니다.

배터리 상태	배터리 표시등	소리
완전 충전	점등	-
부분 충전	깜박임	-
낮음	황색 깜박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 3회 울림
방전	황색 깜박임	양치질 후 핸들에서 신호음이 5번씩 2세트 울림


참고: 에너지 절약을 위해 사용하지 않을 때는 배터리 표시등이 꺼집니다.

참고: 배터리가 완전히 방전되면 칫솔의 전원이 꺼집니다. 충전기에 칫솔을 올려놓고 충전하십시오.

참고: 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하려면 칫솔을 사용하지 않을 때에도 충전기에 꽂아 두십시오.

세척

칫솔 핸들




- 1 칫솔모를 제거하고 금속 몸체 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다. 남아 있는 치약을 모두 제거해야 합니다.

주의: 손상될 수 있으므로 금속 몸체 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

- 2 젖은 천으로 손잡이의 표면을 전체적으로 닦으십시오.

참고: 남은 물기를 없애기 위해 싱크대에서 손잡이를 두드리지 마십시오.

칫솔모



- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 헹구십시오.
- 2 핸들에서 칫솔모를 분리하여 적어도 일주일에 한 번 칫솔모와 핸들 사이 연결 부분을 따뜻한 물로 행궤서 세척합니다. 칫솔모 캡은 필요에 따라 자주 헹굽니다.

충전기

- 1 청소하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 젖은 천으로 충전기의 표면을 닦으십시오.

여행용 케이스

따뜻한 물로 행궤 다음 물에 적신 천으로 여행용 케이스 내부를 청소합니다.

여행용 충전 케이스

- 1 세척하기 전에 여행용 충전 케이스의 플러그를 뽑으십시오.
- 2 물에 적신 천으로 여행용 케이스 표면을 닦습니다.

보관

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 코드를 뽑고 깨끗하게 닦은 다음 직사광선이 닿지 않는 시원하고 건조한 장소에 보관하십시오.

교체

최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 필립스 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오. 필립스 소닉케어 교체용 칫솔모만 사용하십시오.

문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 www.philips.com/support 페이지를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
칫솔모를 완전히 부착할 수 없습니다. 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 이격이 있습니다.		이는 정상입니다. 치아를 세척하는 데 필요한 진동을 전달하기 위해서는 약간의 틈이 필요합니다.
필립스 소닉케어 칫솔의 진동이 이전보다 약합니다.	칫솔모와 핸들 몸체가 너무 가깝습니다.	칫솔모를 핸들에서 분리한 후 금속 샤프트에 다시 장착하여 약간의 틈(1~2mm)을 남기십시오.
	배터리가 부족합니다.	칫솔 핸들을 충전기에 꽂으십시오.
칫솔을 충전했지만 잠시 동안만 작동합니다.	칫솔 핸들을 충전기에 수직으로 놓지 않아 충전이 되지 않습니다.	핸들을 충전대에 수직으로 놓고 충전기가 연결되어 있는지 확인하십시오.
칫솔이 작동하지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다.	칫솔 핸들을 충전기에 꽂으십시오.

모델 번호 찾기

필립스 소닉케어 칫솔 핸들의 하단에서 모델 번호(HX99XX)를 확인하십시오.

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

보증 배제

보증이 적용되지 않는 품목:

- 칫솔모와 노즐을 포함한 입 안용 액세서리
- 정품이 아닌 교체품 또는 칫솔모 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찢개짐, 긁힘, 마모, 변색, 탈색 등 일반적인 마모 및 손상

재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.

충전식 배터리 분리

리튬-이온 충전 셀을 포함한 제품입니다. 재활용하거나 적절히 폐기해야 합니다.

제품을 폐기할 때는 **자격을 갖춘 전문가가 내장 충전식 배터리를 분리해야** 합니다. 배터리를 분리하기 전에 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

제품을 열기 위해 도구를 다룰 때와 충전식 배터리를 폐기할 때에는 필요한 모든 안전 주의사항을 준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업하는 제품 표면에 주의하여 작업하십시오.

배터리를 다룰 때는 손, 제품 및 배터리가 물기가 없는 건조한 상태인지 확인하십시오.

배터리를 분리한 후 우발적으로 단락되는 것을 방지하려면 배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀, 고리)에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 호일로 포장하지 마십시오. 배터리 단자를 테이프로 붙이거나 비닐 봉지에 배터리를 넣은 후에 폐기하십시오.


충전식 배터리 분리

충전용 배터리를 분리하려면 수건이나 헝겊 및 망치와 일자형(표준) 드라이버가 필요합니다. 아래에 설명된 절차를 따를 때는 기본 안전 주의사항을 준수하십시오.


- 1 완전히 방전되지 않은 충전식 배터리를 방전시키려면 충전기에서 핸들을 분리하고 칫솔이 작동하지 않을 때까지 전원을 켜 둡니다. 칫솔의 전원이 켜지지 않을 때까지 이 과정을 반복합니다.
- 2 칫솔모를 분리하여 폐기합니다. 수건이나 형광으로 핸들 전체를 감쌉니다.




- 3 한 손으로 핸들의 윗부분을 잡고 핸들 하우징 하단에서 0.5인치 윗부분을 망치로 두드칩니다. 네 면을 모두 망치로 강하게 내리쳐서 엔드 캡을 꺼냅니다.




참고: 내부의 스냅형 연결부를 분리하려면 끝부분을 여러 차례 쳐야 할 수도 있습니다.





- 4 칫솔 핸들에서 엔드 캡을 분리합니다. 하우징에서 엔드 캡이 쉽게 분리되지 않으면 엔드 캡이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다.



- 5 핸들을 거꾸로 잡고 단단한 표면에 내리칩니다. 내부 부품이 하우징에서 쉽게 분리되지 않으면 내부 부품이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다.





- 6 내부 부품 하단의 검은색 지지대와 배터리 사이에 드라이버를 끼웁니다. 그런 다음 드라이버를 들어 올려서 배터리에서 검은색 지지대를 분리합니다.
- 7 배터리 하단과 검은색 지지대 사이에 드라이버를 끼워 넣어 배터리와 녹색 인쇄 회로 기판을 연결하는 금속 탭을 제거합니다. 그러면 배터리 바닥 부분이 지지대에서 분리됩니다.

- 8 두 번째 금속 배터리 탭을 분리하려면 배터리를 잡아 당겨서 내부 부품에서 분리합니다.

주의: 배터리 탭의 날카로운 모서리에 손가락이 다치지 않도록 주의하십시오.

- 9 배터리 접촉면에 테이프를 붙여서 남아 있는 배터리 충전으로 인한 감전을 예방합니다.
충전식 배터리를 재활용 폐기물로 분리하고 제품의 나머지 부분은 적절하게 폐기하십시오.

참고: 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.

www.philips.com/Sonicare

©2022 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300004862754 (09/14/2022)

