



PHILIPS

ReAura

LED MASK LTM7100

|          |    |            |     |
|----------|----|------------|-----|
| English  | 3  | Italiano   | 59  |
| Deutsch  | 16 | Nederlands | 72  |
| Español  | 31 | Polski     | 86  |
| Français | 45 | Svenska    | 100 |



## WELCOME TO THE WORLD OF LIGHT AND BEAUTY!

Light has always been a symbol of renewal — and now, it's literally illuminating the path to better skin. Once confined to high-tech dermatology clinics, LED (Light Emitting Diode) light sessions have quietly become one of the most effective, non-invasive tools in modern beauty routines. You've likely seen the futuristic masks all over social media — but behind those glowing selfies lies real science, decades in the making.

## DISCOVERING THE PHILIPS REAURA LED MASK

We are proud to call Philips a born innovator. For over 130 years, we have been improving people's lives with a steady flow of ground-breaking innovations.

Now we are proud to bring this spirit of innovation to the 3-in-1 ReAura face mask backed by decades of Philips LED innovation. Just use it for 10 minutes every other day and enjoy healthy-looking glow.

## GENERAL DESCRIPTION (Fig. 1)

- 1 Top part of LED mask for eye area
- 2 Main mask strap with hook and loop fastening
- 3 Bottom part of LED mask for chin or neck
- 4 Neck straps with hook and loop fastening
- 5 USB-C cable

Note: Make sure you use a suitable USB-C supply unit to charge the controller (5 V, max. 2 A).

- 6 Controller
- 7 On/off and mode selection button
- 8 Battery status light

- 9 Session progress lights
- 10 Blemish care mode light
- 11 Age care mode light
- 12 Daily glow mode light
- 13 Pouch

For all figures referred to in this user manual, see the foldout page and the inside of the cover at the front of this booklet.


## HOW IT WORKS

Think of a LED light session as a gentle conversation with your skin. Instead of using heat or chemicals, the light delivers energy in the form of different colors — or wavelengths — that penetrate the skin at varying depths. Each color has a unique role:

- Red + infrared light: to visibly reduce the appearance of fine lines and wrinkles.
- Blue + red light: to visibly reduce the appearance of blemishes and redness.
- Blue + red + infrared light: a combination of different light colors to maintain your healthy-looking glow.

Usage of the LED mask is entirely non-invasive, painless, and suitable for most skin types. It doesn't burn, peel, or require downtime — which explains why it has become a go-to for those seeking results without disruption.

It has been designed to minimize the exposure of your eyes to direct LED light, allowing you to comfortably multi-task during your skincare routine without straining your eyes.



SKIN LAYERS

## WHAT TO EXPECT

A session with the LED mask typically lasts 10 minutes and feels like a spa ritual — no discomfort, just quiet meditation. With consistent use, many people experience healthy-looking glow. This clinically proven technology enables visible reduction in appearance of fine lines, wrinkles, redness and blemishes. The key word here is consistency: much like exercise, results build gradually with regular sessions.

## PRECAUTIONS, CONTRAINDICATIONS AND POTENTIAL SIDE EFFECTS

**This device is intended for use by people in good health on intact skin. Before you use the Philips LED mask for the first time, carefully read all safety information (contraindications, precautions, side effects and warnings) in this user manual and in the separate safety information leaflet. Do not look at the LED light directly. Before you use the device for the first time, you must test your skin for light sensitivity.**

These recommendations are derived from published research regarding precautions and contraindications as of the printing date.

For up-to-date information, please visit us online at [www.philips.com](http://www.philips.com)

**STOP using the device immediately at the first sign of discomfort.**

## PRECAUTIONS

Due care is required in these circumstances and device use may need to be modified. Consult a medical professional if you currently have or suspect you may have any of the following conditions or if you have any questions.

- Recent injury, surgery, or facial treatment including neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser and chemical peel until the skin has fully healed.
- Current herpes simplex virus breakout
- Broken skin.
- Retinol application before use of red LED light.

## CONTRAINDICATIONS

Do not use if any of the following contraindications applies to you:

- You have vitiligo, melasma or hyperpigmentation (especially if exacerbated by mild warmth).

- You have skin rash (e.g. psoriasis or eczema), open wounds, blisters, local tissue inflammation, infection, bruises, or tumors on the face, hairline, ears or neck.
- You are pregnant, nursing, maybe pregnant, or if you are under the age of 18.
- You have any abnormal sensations (e.g. numbness).
- You have cancer, tumors or suspicious lesions.
- You have epilepsy.
- You have cardiopathy (heart disease), a pacemaker or other implanted electronic device.
- You have implants in the face.
- You have light sensitive skin disorder (e.g. lupus, porphyria), photosensitive eczema or albinism.
- You have a photosensitive disorder of the eyes (e.g. glaucoma or genetic/congenital retinal conditions), have had recent laser eye surgery, or are extremely sensitive to light.

- You have undergone cataract surgery, refractive lens exchange, or any other surgical procedure involving removal of the natural lens of the eye (with or without an intraocular lens implant).
- You are taking:
  - medications that cause light sensitivity of the eyes and/or skin
  - medications for severe inflammatory acne
  - retinol, other sun-sensitive medications or products, or benzoyl peroxide
- You have light-induced headaches.
- You have tattoos or permanent make-up in the area that you wish to use the device on.
- You have an allergy to silicone or Spandex (Elastane).
- You are using perfume, anti-bacterial soaps, deodorants or petroleum-based products in the area you wish to use the device on. These products can cause chemical burns under LED light.
- You have skin that is burned or has been recently burned from sun or tanning equipment.

- You have varicose veins in the area that you wish to use the device on.
- You have dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to use the device on.

POTENTIAL SIDE EFFECTS

Some users may experience the following reactions, which are common when using LED masks:

- Skin sensations: temporary redness, swelling, local warmth, itchiness, dryness, flakiness or minor inflammation.
- Vision and headaches: temporary light-induced headaches, eye dryness, redness, blurred vision or general irritation.
- Prolonged discoloration: changes in skin tone or pigment.

Most of these effects are usually short-lived and resolve within hours (generally less than 24 hours). If symptoms persist, discontinue use and consult a healthcare professional.

OPERATING MODES

Only use the mask for one light session every other day.

The LED mask is equipped with 3 modes:

- Age care mode (Fig. 2): The age care mode is a combination of red and near-infrared light (630 nm and 830 nm) clinically proven to enable visible reduction in appearance of fine lines and wrinkles. The mode duration is 10 minutes. The recommended usage is every other day, for a minimum of 8 weeks.
- Blemish care mode (Fig. 3): The blemish care mode is a combination of blue and red light (415 nm and 630 nm) clinically proven to enable visible reduction in appearance of blemishes and redness. The mode duration is 10 minutes. The recommended usage is every other day, for a minimum of 4 weeks.

- Daily glow mode (Fig. 4): The daily glow mode is a combination of blue, red, and near-infrared light (415 nm, 630 nm and 830 nm) in shorter sessions to maintain the glow. Mode duration is 5 minutes. You can use the daily glow mode every other day for as long as you like.

| Mode                                                                                                                         | Session    | Frequency       | Period              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| Age care mode (Fig. 2)                                                                                                       | 10 minutes | Every other day | At least 8 weeks    |
| Blemish care mode (Fig. 3)                                                                                                   | 10 minutes | Every other day | At least 4 weeks    |
| Once you have achieved the desired effects with the age care mode and/or blemish care mode, you can use the daily glow mode. |            |                 |                     |
| Daily glow mode (Fig. 4)                                                                                                     | 5 minutes  | Every other day | As long as you like |

## USAGE AREAS

This two-piece mask can be used in 3 different ways to give you either a full-face session, a targeted session for the eye area or a targeted session for the neck.

- Full face (Fig. 5): Use both parts of the mask attached to each other. Align the bottom part of the mask with the top part. The bottom part will attach itself to the top part with magnets. Use the mask in combination with the main mask strap.
- Eye area (Fig. 6): Only use the top part of the mask. Use this part in combination with the main mask strap.
- Neck (Fig. 7): Only use the bottom part of the mask. Use this part in combination with the neck straps.

## GETTING STARTED

**Before you use the Philips LED mask for the first time, carefully read the separate leaflet with important safety information as well as chapter 'Precautions and contraindications' in this booklet.**

### SKIN TEST

Before you use the device on your face or neck for the first time, you must test your skin for light sensitivity in the following way:

- 1 Make sure that your skin is clean and dry.
- 2 Place the mask in contact with the skin, ideally on your arm, the back of your hand or inner thigh, with the LED light shining towards your skin (Fig. 8).
- 3 Switch on the device by pressing the on/off button for at least 2 seconds (Fig. 9).

- 4 Let the device complete a full session at any mode. The LED mask switches off automatically after the session.

**It is normal that the mask feels warm on your skin. If your skin feels too hot or uncomfortable at any time during the session, stop using the device immediately.**

- 5 After this full usage session, wait at least 6 hours. If you experience any side effects (such as redness or itching), then your skin is not suitable for sessions with the LED mask. In this case, please contact the Philips Consumer Care Center in your country ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

### CHARGING

Charge the controller before first use and when the battery is empty.

- 1 Insert one end of the USB-C cable into the controller (Fig. 10).
- 2 Insert the other end of the USB-C cable in a universal USB-C supply unit (not provided) (Fig. 11).

- 3 Put the USB-C supply unit in a compatible wall socket (100-240V) (Fig. 12).
- 4 During charging, the battery status light flashes white (Fig. 13) to indicate that the controller is charging.
- 5 It takes up to 6 hours to fully charge the controller. The battery is fully charged when the battery status light lights up green continuously (Fig. 14).
- 6 After charging, disconnect the controller from the USB-C cable and remove the supply unit from the wall socket (Fig. 15).

### BATTERY STATUS INDICATIONS

The controller shows the battery status during mode selection and after the device has switched off. During the session, the battery status will only be shown if the battery is running low.

- Solid orange when you switch on the device (Fig. 16): the battery is almost empty and the device will switch off within 30 seconds.

- Flashing orange during use (Fig. 17): the battery is running low. The mask may switch off before completion of the session.
- Solid green (Fig. 14): the battery contains sufficient charge to operate the device.

## HOW TO USE THE PHILIPS REAURA LED MASK

**Warning: Keep the LED mask, the controller, the USB cable and the USB supply unit (not provided) dry (Fig. 18).**

**Only use the mask for one light session every other day.**

**If you notice any prolonged or severe side effects, stop using the mask.**

- 1 Unpack your device. The device may come partly charged, but we recommend charging it fully before first use.

- 2 Perform the skin test before use the LED mask on your face or neck for the first time.
- 3 Begin with a clean dry face.

**Warning: Make sure that the skin you are using the LED mask on is free from perfume, anti-bacterial soaps, deodorants, petroleum-based products and products containing retinol.**

- 4 Ensure the most comfortable fit of the mask by taking the following things into account:
  - The main strap can be threaded through 2 different positions on the mask to cater for different face shapes and sizes. The high slot on the top part of the mask is recommended for wider faces (Fig. 19). The lower slot on the top part of the mask is recommended for smaller faces (Fig. 20).
  - Move the strap lower or higher at the back of your head (Fig. 21) to find the angle that makes the mask sit most comfortably on your face.

- Adjust the strap on both sides of the mask (Fig. 22), not just on one side.
- If the mask feels uncomfortable, remove the strap from the mask completely and attach it to the alternative slots.
- The mask should feel snug but not too tight on your face.
- Wearing your hair in a low pony tail makes it easier to position and adjust the strap properly.

Note: If you only want to use the bottom part of the mask, use the two small straps (Fig. 23).

- 5 Connect the charged controller to the mask with the USB-C cable provided.
  - When you use both parts of the mask or only the bottom part, insert the USB-C plug into the socket on the bottom part of the mask (Fig. 24).
  - When you only use the top part of the mask, insert the USB-C plug into the socket on top part of the mask (Fig. 25).

- 6 Place the mask on your face.

Note: This device has built-in eyeshields. Normal use of the eyeshields may result in redness around your eye area. Some redness is normal and should subside within 5-10 minutes after using the device.

- 7 Switch on the device by pressing the on/off button for at least 2 seconds (Fig. 9). The battery status light goes on to show the battery status.

**Warning: Only switch on the mask when it is placed properly and securely on your face. Do not stare directly into the LEDs when the mask is switched on. Only use the mask if the LEDs are not damaged. Re-adjust the position of the mask if the LED light enters your eyes during use.**

**8** Press the on/off button briefly one or more times to select the required mode (Fig. 26):

- Age care mode (Fig. 2)
- Blemish care mode (Fig. 3)
- Daily glow mode (Fig. 4)

**9** If you do not press the on/off button again, the last mode you selected will start automatically after 2 seconds.

**10** The light of the selected mode flashes 5 times (Fig. 27).

Note: As long as the light flashes, you can still change the selected mode by pressing the on/off button.

**11** When the light of the selected mode stops flashing, the LEDs in the mask go on and the session starts.

Note: If the battery is running low during the session, the battery light starts flashing orange. The mask may switch off before completion of the session.

**12** The lights on the controller show the progress of the session (Fig. 28). When the session starts, all 4 progress lights are on and the top light flashes slowly. After ¼ of the session, the top light goes out. The light below it starts flashing and goes out after ¼ of the session. And so on until the bottom light goes out to mark the end of the session.

Note: If you want to pause the session, press the on/off button once. The mode lights start pulsating in the color of the selected mode (Fig. 29). To continue the session, press the on/off button once more.

**13** The LED mask switches off automatically after the session. The battery status light goes on to show the battery status.

**14** When the session has stopped, take off the mask and continue with your daily skincare routine.

**15** Clean the mask after each use.

**16** Store the device in the pouch supplied in a cool, dry and safe place. For long-term storage, store the device with a fully charged battery.

## CLEANING THE PHILIPS REAURA LED MASK

**Warning: Keep the LED mask, the controller, the USB cable and the USB supply unit (not provided) dry (Fig. 18). Do not use chemical cleaners or alcohol-based cleaners on any parts of the mask and controller. Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the device.**

- 1** Make sure that the mask is switched off and unplugged from any power source.
- 2** After every use, clean the inside and outside of the device with a damp or dry microfibre cloth or with a non-alcohol based anti-bacterial wipe:
  - Wipe the inside of the mask with a damp or dry cloth (Fig. 30).
  - Wipe the outside of the mask with a damp or dry cloth (Fig. 31).
- 3** Let the device air-dry completely before you use or charge it again.

## SUPPORT

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





## WILLKOMMEN IN EINER WELT VOLL LICHT UND SCHÖNHEIT!

Licht war immer schon ein Symbol der Erneuerung – und jetzt beleuchtet es im wahrsten Sinne des Wortes den Weg zu besserer Haut. Einst nur in Hightech-Hautkliniken zu finden, haben sich LED-Lichtsitzungen (Light Emitting Diode) still und leise zu einem der effektivsten, nicht-invasiven Mittel in modernen Schönheitsroutinen entwickelt. Sie haben wahrscheinlich schon die futuristischen Masken in den sozialen Medien gesehen – aber hinter diesen leuchtenden Selfies steckt echte Wissenschaft, die über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurde.

## DIE LED-GESICHTSMASKE REAURA VON PHILIPS ENTDECKEN

Wir sind stolz darauf, Philips als geborenen Innovator bezeichnen zu können. Seit über 130 Jahren verbessern wir das Leben der Menschen mit einem stetigen Strom bahnbrechender Innovationen.

Wir sind stolz darauf, dass Jahrzehnte von LED-Innovationen von Philips in die 3-in-1-Gesichtsmaske ReAura einfließen. Sie können sie jeden zweiten Tag für 10 Minuten anwenden und einen gesunden, strahlenden Look genießen.

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG (Abb. 1)

- 1 Oberer Teil der LED-Maske für den Augenbereich
- 2 Hauptmaskenband mit Klettverschluss
- 3 Unterer Teil der LED-Maske für Kinn oder Hals
- 4 Halsbänder mit Klettverschluss
- 5 USB-C-Kabel

Hinweis: Verwenden Sie zum Aufladen des Controllers ein geeignetes USB-C-Netzteil (5 V, max. 2 A).

- 6 Controller
- 7 Ein-/Ausschalter und Moduswahl-Taste
- 8 Batteriestandanzeige
- 9 Fortschrittsanzeige für die Sitzung
- 10 Licht für Hautunreinheitenpflege

- 11 Licht für Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen
- 12 Licht für Daily Glow-Modus
- 13 Tasche

Alle Abbildungen, auf die in dieser Bedienungsanleitung Bezug genommen wird, finden Sie auf der Ausklappseite und auf der Innenseite des vorderen Einbands dieser Broschüre.


## WIE SIE FUNKTIONIERT

Stellen Sie sich eine LED-Lichtsitzung wie ein sanftes Gespräch mit Ihrer Haut vor. Anstelle von Wärme oder Chemikalien liefert das Licht Energie in Form verschiedener Farben – oder Wellenlängen –, die in unterschiedlicher Tiefe in die Haut eindringen. Jede Farbe hat eine einzigartige Rolle:

- Rot + Infrarotlicht: zur sichtbaren Linderung eines Erscheinungsbilds feiner Linien und Falten.
- Blaues + rotes Licht: zur sichtbaren Linderung eines Erscheinungsbilds mit Unreinheiten und Rötungen.
- Blau + Rot + Infrarotlicht: eine Kombination verschiedener Lichtfarben für einen gesunden, strahlenden Look.

Die Anwendung der LED-Maske ist völlig nicht-invasiv, schmerzfrei und für die meisten Hauttypen geeignet. Sie verursacht keine Verbrennungen oder Hautabschürfungen und erfordert keine Erholungszeiten – daher ist sie die erste Wahl für alle, die Ergebnisse ohne Unterbrechungen erzielen möchten.

Sie wurde entwickelt, um die Belastung Ihrer Augen durch direktes LED-Licht zu minimieren, sodass Sie während Ihrer Hautpflege bequem mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können, ohne Ihre Augen zu überanstrengen.



## WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

Eine Sitzung mit der LED-Maske dauert in der Regel 10 Minuten und fühlt sich wie ein Wellnessritual an – nicht belastend, sondern ruhig und meditativ. Bei konsequenter Nutzung erzielen viele Anwender einen gesunden, strahlenden Look. Die klinisch bewährte Technologie ermöglicht eine sichtbare Linderung eines Erscheinungsbilds mit feinen Linien und Falten sowie Rötungen und Unreinheiten. Das Schlüsselwort hierbei ist Konsistenz: Ähnlich wie beim Sport stellen sich die Ergebnisse bei regelmäßiger Wiederholung allmählich ein.

## VORSICHTSMASSNAHMEN, GEGENANZEIGEN UND POTENZIELLE NEBENWIRKUNGEN

**Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Personen mit guter Gesundheit und intakter Haut vorgesehen. Bevor Sie die Philips LED-Maske zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig alle Sicherheitshinweise (Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Warnhinweise) in dieser Gebrauchsanweisung und in der separaten Packungsbeilage durch. Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal anwenden, müssen Sie Ihre Haut auf Lichtempfindlichkeit testen.**

Diese Empfehlungen basieren auf veröffentlichten Forschungsergebnissen zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Aktuelle Informationen erhalten Sie online unter [www.philips.com](http://www.philips.com)

**STOPPEN Sie die Verwendung des Geräts sofort beim ersten Anzeichen von Unwohlsein.**

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Unter diesen Umständen ist Vorsicht geboten, und die Verwendung des Geräts muss möglicherweise angepasst werden. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie derzeit unter einer der folgenden Erkrankungen leiden oder vermuten, dass Sie daran leiden, oder wenn Sie Fragen haben.

- Kürzlich erlittene Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbehandlungen, einschließlich Neurotoxine, Hautfüller, Mikronadelung, Laser und chemische Peelings, bis die Haut vollständig verheilt ist.

- Aktueller Ausbruch des Herpes-simplex-Virus
- Verletzte Haut.
- Retinol-Anwendung vor der Verwendung von rotem LED-Licht.

## GEGENANZEIGEN

Nicht verwenden, wenn eine der folgenden Gegenanzeigen auf Sie zutrifft:

- Sie leiden unter Vitiligo, Melasma oder Hyperpigmentierung (insbesondere wenn diese durch leichte Wärme verschlimmert werden).
- Sie haben Hautausschlag (z. B. Psoriasis oder Ekzem), offene Wunden, Blasen, lokale Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals.
- Sie sind schwanger, stillen, könnten schwanger sein oder sind unter 18 Jahre alt.

- Sie haben irgendwelche ungewöhnlichen Empfindungen (z. B. Taubheitsgefühl).
- Sie haben Krebs, Tumore oder verdächtige Läsionen.
- Sie haben Epilepsie.
- Sie leiden an einer Herzerkrankung (Kardiopathie), haben einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät.
- Sie haben Implantate im Gesicht.
- Sie leiden unter einer Lichtempfindlichkeitsstörung der Haut (z. B. Lupus, Porphyrie), lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus.
- Sie leiden an einer Lichtempfindlichkeitsstörung der Augen (z. B. Glaukom oder genetisch bedingte bzw. angeborene Netzhauterkrankungen), haben sich kürzlich einer Laser-Augenoperation unterzogen oder sind extrem lichtempfindlich.
- Sie haben sich einer Kataraktoperation, einem refraktiven Linsenaustausch oder einem anderen chirurgischen Eingriff unterzogen, der die Entfernung der natürlichen Augenlinse beinhaltet (mit oder ohne Implantation einer Intraokularlinse).

- Sie nehmen die folgenden Medikamente ein:
  - Medikamente, die dazu führen, dass die Augen und/oder die Haut besonders lichtempfindlich ist
  - Medikamente gegen schwere, entzündliche Akne
  - Retinol, andere sonnenempfindliche Medikamente oder Produkte oder Benzoylperoxid
- Sie haben lichtbedingte Kopfschmerzen.
- Sie haben Tätowierungen oder Permanent Make-up in dem Bereich, in dem Sie das Gerät verwenden möchten.
- Sie haben eine Allergie gegen Silikon oder Spandex (Elastan).
- Sie verwenden Parfüm, antibakterielle Seifen, Deodorants oder Produkte auf Erdölbasis in dem Bereich, in dem Sie das Gerät anwenden möchten. Diese Produkte können unter LED-Licht chemische Verbrennungen verursachen.
- Sie haben Haut, die verbrannt ist oder kürzlich durch Sonne oder Bräunungsgeräte verbrannt wurde.

- Sie haben Krampfadern in dem Bereich, in dem Sie das Gerät anwenden möchten.
- Sie haben dunkelbraune oder schwarze Flecken wie Muttermale, Leberflecken oder Warzen in dem Bereich, in dem Sie das Gerät anwenden möchten.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Bei einigen Anwendern können die folgenden Reaktionen auftreten, die bei der Verwendung von LED-Masken häufig vorkommen:

- Hautempfindungen: vorübergehende Rötung, Schwellung, lokale Wärmeentwicklung, Juckreiz, Trockenheit, Schuppung oder leichte Entzündung.
- Sicht und Kopfschmerzen: vorübergehende lichtbedingte Kopfschmerzen, trockene Augen, Rötungen, verschwommene Sicht oder allgemeine Reizung.
- Anhaltende Verfärbung: Veränderungen von Hutton oder Pigment.

Die meisten dieser Auswirkungen sind in der Regel vorübergehend und klingen innerhalb von Stunden ab (in der Regel weniger als 24 Stunden). Wenn die Symptome andauern, die Verwendung einstellen und medizinisches Fachpersonal konsultieren.

BETRIEBSMODI

**Verwenden Sie das Gerät nur einmal jeden zweiten Tag.**

Die LED-Maske verfügt über 3 Modi:

- Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen (Abb. 2): Beim Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen werden rotes und an den Infrarotbereich angrenzendes Licht (630 nm und 830 nm) angewendet, was laut klinischen Tests eine sichtbare Linderung eines Erscheinungsbilds mit feinen Linien und Falten ermöglicht. Die Dauer des Modus beträgt 10 Minuten. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt mindestens 8 Wochen, wobei das Produkt jeden zweiten Tag angewendet werden sollte.

- Hautunreinheitenpflege (Abb. 3): Beim Hautunreinheiten-Pflegemodus werden blaues und rotes Licht (415 nm und 630 nm) angewendet, was laut klinischen Tests eine sichtbare Linderung eines Erscheinungsbilds mit Unreinheiten und Rötungen ermöglicht. Die Dauer des Modus beträgt 10 Minuten. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt mindestens 4 Wochen, wobei das Produkt jeden zweiten Tag angewendet werden sollte.
- Daily Glow-Modus (Abb. 4): Beim Daily-Glow-Modus wird eine Kombination aus blauem, rotem und an den Infrarotbereich angrenzendem Licht (415 nm, 630 nm und 830 nm) in kürzeren Sitzungen angewendet, um das Strahlen zu pflegen. Die Dauer des Modus beträgt 5 Minuten. Sie können den Daily Glow-Modus jeden zweiten Tag so lange verwenden, wie Sie möchten.

| Modus                                                                                                                                                                                       | Sitzung    | Frequenz       | Zeitraum            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen (Abb. 2)                                                                                                                                         | 10 Minuten | Alle zwei Tage | Mindestens 8 Wochen |
| Hautunreinheitenpflege (Abb. 3)                                                                                                                                                             | 10 Minuten | Alle zwei Tage | Mindestens 4 Wochen |
| Nachdem Sie die gewünschten Effekte mit dem Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen und/oder dem Hautunreinheiten-Pflegemodus erreicht haben, können Sie den Daily Glow-Modus verwenden. |            |                |                     |
| Daily Glow-Modus (Abb. 4)                                                                                                                                                                   | 5 Minuten  | Alle zwei Tage | Solange Sie möchten |

## EINSATZBEREICHE

Diese zweiteilige Maske kann auf drei verschiedene Arten verwendet werden, um entweder eine Sitzung für das ganze Gesicht, eine gezielte Sitzung für die Augenpartie oder eine gezielte Sitzung für den Hals durchzuführen.

- Gesamtgesicht (Abb. 5): Verwenden Sie beide Teile der Maske in Verbindung miteinander. Richten Sie den unteren Teil der Maske mit dem oberen Teil aus. Der untere Teil wird mit Magneten am oberen Teil befestigt. Verwenden Sie die Maske mit dem Hauptmaskengurt.
- Augenbereich (Abb. 6): Verwenden Sie nur den oberen Teil der Maske. Verwenden Sie diesen Teil mit dem Hauptmaskengurt.
- Hals (Abb. 7): Verwenden Sie nur den unteren Teil der Maske. Verwenden Sie diesen Teil mit den Nackengurten.

## VORBEREITUNG

**Bevor Sie die Philips LED-Maske zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die separate Packungsbeilage mit wichtigen Sicherheitshinweisen sowie das Kapitel „Vorsichtshinweise und Kontraindikationen“ in dieser Broschüre.**

### HAUTTEST

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal im Gesicht oder am Hals anwenden, müssen Sie Ihre Haut wie folgt auf Lichtempfindlichkeit testen:

- 1 Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und trocken ist.
- 2 Legen Sie die Maske auf die Haut, idealerweise auf Ihren Arm, Ihren Handrücken oder Ihren inneren Oberschenkel, wobei das LED-Licht auf Ihre Haut strahlen sollte (Abb. 8).

- 3 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden lang drücken (Abb. 9).
- 4 Lassen Sie das Gerät eine vollständige Sitzung in einem beliebigen Modus durchführen. Die LED-Maske schaltet sich nach der Sitzung automatisch aus.

**Es ist normal, dass sich die Maske auf der Haut warm anfühlt. Wenn Ihre Haut sich während der Sitzung zu heiß oder unangenehm anfühlt, benutzen Sie das Gerät nicht mehr.**

- 5 Warten Sie nach diesem vollständigen Gebrauch mindestens 6 Stunden. Wenn Sie Nebenwirkungen (wie Rötungen oder Juckreiz) feststellen, ist Ihre Haut nicht für Sitzungen mit der LED-Maske geeignet. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Philips Kundendienst in Ihrem Land ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## AUFLADEN

Laden Sie den Controller vor dem ersten Gebrauch und bei leerem Akku auf.

- 1 Stecken Sie ein Ende des USB-C-Kabels in den Controller (Abb. 10).
- 2 Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels in ein universelles USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) (Abb. 11).
- 3 Stecken Sie das USB-C-Netzteil in eine kompatible Steckdose (100-240V) (Abb. 12).
- 4 Während des Ladevorgangs blinkt die Akkustandleuchte weiß (Abb. 13), um anzuzeigen, dass der Controller aufgeladen wird.
- 5 Das vollständige Aufladen des Controllers dauert bis zu 6 Stunden. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akku-Statusanzeige durchgehend grün leuchtet (Abb. 14).
- 6 Nach dem Aufladen trennen Sie den Controller vom USB-C-Kabel und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose (Abb. 15).

## AKKUSTANDANZEIGEN

Der Controller zeigt den Akkustand während der Modusauswahl und nach dem Ausschalten des Geräts an. Während der Sitzung wird der Akkustand nur bei niedrigem Akkustand angezeigt.

- Kontinuierlich orange, wenn Sie das Gerät einschalten (Abb. 16): Der Akku ist fast leer, und das Gerät schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden aus.
- Blinkt orange während des Gebrauchs (Abb. 17): Der Akku ist fast leer. Es kann vorkommen, dass sich die Maske vor Beendigung der Sitzung ausschaltet.
- Kontinuierlich grün (Abb. 14): Der Akku enthält ausreichend Ladung, um das Gerät zu betreiben.

## SO VERWENDEN SIE DIE LED-MASKE REAURA VON PHILIPS

**Warnhinweis: Halten Sie die LED-Maske, den Controller, das USB-Kabel und das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) trocken (Abb. 18).**

**Verwenden Sie das Gerät nur einmal jeden zweiten Tag.**

**Stellen Sie die Verwendung der Maske ein, wenn Sie länger andauernde oder schwere Nebenwirkungen bemerken.**

- 1 Packen Sie Ihr Gerät aus. Das Gerät ist bei Auslieferung möglicherweise teilgeladen, wir empfehlen jedoch, es vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

- 2 Führen Sie den Hauttest durch, bevor Sie die LED-Maske zum ersten Mal auf Ihrem Gesicht oder Hals anwenden.
- 3 Beginnen Sie mit einem sauberen, trockenen Gesicht.

**Warnhinweis: Stellen Sie sicher, dass die Haut, auf der Sie die LED-Maske anwenden, frei von Parfüm, antibakteriellen Seifen, Deodorants, Produkten auf Erdölbasis und Produkten mit Retinol ist.**

- 4 Die Maske lässt sich am angenehmsten anpassen, wenn Sie die folgenden Punkte beachten:
  - Das Haupthalteband kann durch 2 verschiedene Positionen an der Maske gefädelt werden, um eine Anpassung an verschiedene Gesichtsformen und -größen zu erreichen. Der hohe Schlitz oben auf der Maske wird für breitere Gesichter empfohlen (Abb. 19). Der niedrigere Schlitz oben auf der Maske wird für kleinere Gesichter empfohlen (Abb. 20).

- Schieben Sie das Halteband am Hinterkopf hoch oder runter (Abb. 21), um den Winkel zu finden, mit dem die Maske am bequemsten im Gesicht sitzt.
- Passen Sie das Halteband auf beiden Seiten der Maske an (Abb. 22), nicht nur auf einer Seite.
- Sollte die Maske nicht bequem sitzen, entfernen Sie das Halteband vollständig von der Maske und befestigen Sie es mit den anderen Schlitzen.
- Die Maske sollte dicht, aber nicht zu eng am Gesicht anliegen.
- Seine Haare in einem weit unten gebundenen Pferdeschwarz zu tragen erleichtert die korrekte Positionierung und Einstellung des Haltebands.

**Hinweis: Wenn Sie nur den unteren Teil der Maske verwenden möchten, verwenden Sie die beiden kleinen Bänder (Abb. 23).**

**5** Verbinden Sie den aufgeladenen Controller mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit der Maske.

- Wenn Sie beide Teile der Maske oder nur den unteren Teil verwenden, stecken Sie den USB-C-Stecker in die Buchse am unteren Teil der Maske (Abb. 24).
- Wenn Sie nur den oberen Teil der Maske verwenden, stecken Sie den USB-C-Stecker in die Buchse oben an der Maske (Abb. 25).

**6** Positionieren Sie die Maske auf dem Gesicht.

Hinweis: Das Gerät verfügt über integrierte Augenschutzvorrichtungen. Die normale Anwendung der Augenschutzvorrichtungen kann Rötungen im Augenbereich hervorrufen. Eine gewisse Rötung ist normal. Sie sollte innerhalb von 5–10 Minuten nach dem Gebrauch des Geräts zurückgehen.

**7** Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden lang drücken (Abb. 9). Die Akkustands-Leuchte leuchtet auf und zeigt den Akkustand an.

**Warnhinweis: Schalten Sie die Maske nur ein, wenn sie richtig und sicher auf Ihrem Gesicht sitzt. Blicken Sie bei eingeschalteter Maske nicht direkt in die LEDs. Verwenden Sie die Maske nur, wenn die LEDs nicht beschädigt sind. Passen Sie die Position der Maske an, wenn das LED-Licht während der Verwendung in Ihre Augen fällt.**

**8** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ein- oder mehrmals kurz, um den gewünschten Modus auszuwählen (Abb. 26):

- Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen (Abb. 2)
- Hautunreinheitenpflege (Abb. 3)
- Daily Glow-Modus (Abb. 4)

**9** Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste nicht erneut drücken, wird der zuletzt ausgewählte Modus nach 2 Sekunden automatisch gestartet.

**10** Das Licht des ausgewählten Modus blinkt 5 Mal (Abb. 27).

Hinweis: Solange das Licht blinkt, können Sie den ausgewählten Modus noch durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ändern.

**11** Wenn das Licht des ausgewählten Modus nicht mehr blinkt, leuchten die LEDs in der Maske auf und die Sitzung beginnt.

Hinweis: Wenn der Akku während der Sitzung zur Neige geht, beginnt die Akkuanzeige orange zu blinken. Es kann vorkommen, dass sich die Maske vor Beendigung der Sitzung ausschaltet.

**12** Die Lichter auf dem Controller zeigen den Fortschritt der Sitzung an (Abb. 28). Zu Beginn der Sitzung leuchten alle 4 Fortschrittsanzeigen und die obere Anzeige blinkt langsam. Nach einem Viertel der Sitzung erlischt das obere Licht. Das Licht darunter beginnt zu blinken und erlischt nach einem weiteren Viertel der Sitzungszeit. Das geht so weiter, bis das unterste Licht erlischt und damit das Ende der Sitzung signalisiert.

Hinweis: Um die Sitzung zu unterbrechen, drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste. Die Modusleuchten beginnen, in der Farbe des ausgewählten Modus zu pulsieren (Abb. 29). Um die Sitzung fortzusetzen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut.

**13** Die LED-Maske schaltet sich nach der Sitzung automatisch aus. Die Akkustands-Leuchte leuchtet auf und zeigt den Akkustand an.

**14** Wenn die Anwendung beendet ist, nehmen Sie die Maske ab und fahren Sie mit Ihrer täglichen Hautpflege fort.

**15** Reinigen Sie die Maske nach jedem Gebrauch.

**16** Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Tasche an einem kühlen, trockenen und sicheren Ort auf. Für eine langfristige Lagerung bewahren Sie das Gerät mit vollständig aufgeladenem Akku auf.

## REINIGUNG DER LED-MASKE REAURA VON PHILIPS

**Warnhinweis: Halten Sie die LED-Maske, den Controller, das USB-Kabel und das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) trocken (Abb. 18). Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Reinigungsmittel auf Alkoholbasis an Teilen der Maske und des Reglers. Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme, scheuernde Mittel oder aggressiven Flüssigkeiten.**

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Maske ausgeschaltet und von jeglicher Stromquelle getrennt ist.

- 2 Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch innen und außen mit einem feuchten oder trockenen Mikrofasertuch oder mit einem antibakteriellen Tuch ohne Alkohol:
  - Wischen Sie die Innenseite der Maske mit einem feuchten oder trockenen Tuch ab (Abb. 30).
  - Wischen Sie die Außenseite der Maske mit einem feuchten oder trockenen Tuch ab (Abb. 31).
- 3 Lassen Sie das Gerät vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder aufladen.

## SUPPORT

Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen, besuchen Sie bitte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## ¡BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA LUZ Y LA BELLEZA!

La luz siempre ha sido un símbolo de renovación, y ahora está iluminando, literalmente, el camino hacia una piel más bonita. Las sesiones de luz LED (diodos emisores de luz), que antes se limitaban a las clínicas dermatológicas de alta tecnología, se han convertido silenciosamente en una de las herramientas no invasivas más eficaces de las rutinas de belleza modernas. Probablemente hayas visto las máscaras futuristas por todas las redes sociales, pero detrás de esos selfies luminosos se esconde ciencia real, fruto de décadas de trabajo.

## DESCUBRE LA MÁSCARA LED REAURA DE PHILIPS

Nos enorgullece decir que Philips es una empresa innovadora por naturaleza. Durante más de 130 años, hemos mejorado la vida de las personas con un flujo constante de innovaciones revolucionarias.

Ahora nos enorgullece llevar este espíritu de innovación a la máscara facial ReAura 3 en 1, respaldada por décadas de innovación LED de Philips. Dedícale solo 10 minutos cada dos días y disfruta de un aspecto radiante y saludable.

## DESCRIPCIÓN GENERAL (Fig. 1)

- 1 Parte superior de la máscara LED para el contorno de los ojos
- 2 Correa principal de la máscara con cierre de velcro
- 3 Parte inferior de la máscara LED para el mentón o el cuello
- 4 Correas para el cuello con cierre de velcro
- 5 Cable USB-C

Nota: Asegúrate de utilizar un adaptador USB-C adecuado para cargar el mando (5 V, máx. 2 A).

- 6 Mando
- 7 Botón de encendido/apagado y selección de modo
- 8 Piloto de estado de las pilas
- 9 Indicadores de progreso de la sesión
- 10 Indicador del modo de cuidado de imperfecciones



- 11 Indicador del modo de cuidado del envejecimiento
- 12 Indicador del modo de luminosidad diaria
- 13 Funda

Para ver las demás figuras a las que se hace referencia en este manual de usuario, consulte la página desplegable y el interior de la cubierta al principio de este folleto.


## CÓMO FUNCIONA

Piensa en una sesión de luz LED como una suave conversación con tu piel. En lugar de utilizar calor o productos químicos, la luz transmite energía en forma de diferentes colores, o longitudes de onda, que penetran en la piel a distintas profundidades. Cada color tiene una función específica:

- Luz roja + infrarroja: para reducir visiblemente la apariencia de líneas de expresión y arrugas.
- Luz azul + roja: para reducir visiblemente la apariencia de imperfecciones y rojeces.
- Luz azul + roja + infrarroja: una combinación de diferentes colores de luz para mantener un aspecto radiante y saludable.

El uso de la máscara LED es totalmente no invasivo, indoloro y apto para la mayoría de los tipos de piel. No provoca quemaduras ni descamación, y no requiere tiempo de recuperación, lo que explica por qué se ha convertido en la opción preferida de quienes buscan resultados sin interrupciones.

Ha sido diseñada para minimizar la exposición de los ojos a la luz LED directa, lo que te permite realizar cómodamente otras tareas mientras sigues tu rutina de cuidado de la piel sin forzar la vista.



CAPAS DE LA PIEL

## QUÉ ESPERAR

Una sesión con la máscara LED suele durar 10 minutos y se vive como un ritual de spa: sin molestias, solo un momento tranquilo de meditación. Con un uso constante, muchas personas consiguen una apariencia radiante y saludable. Esta tecnología clínicamente probada ayuda a reducir visiblemente la apariencia de líneas de expresión, arrugas, rojeces e imperfecciones. La palabra clave aquí es constancia: al igual que con el ejercicio, los resultados se obtienen gradualmente con sesiones regulares.

## PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

**Este dispositivo está destinado a personas con buena salud y piel intacta. Antes de utilizar la máscara LED de Philips por primera vez, lea atentamente toda la información de seguridad (contraindicaciones, precauciones, efectos secundarios y advertencias) incluida en este manual de usuario y en el folleto de información de seguridad independiente. No mires directamente a la luz LED. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes comprobar si tu piel es sensible a la luz.**

Estas recomendaciones se derivan de investigaciones publicadas sobre precauciones y contraindicaciones a la fecha de impresión.

Para obtener información actualizada, visítanos en línea en [www.philips.com](http://www.philips.com).

**DEJA de utilizar el dispositivo inmediatamente ante el primer signo de malestar.**

### PRECAUCIONES

Se recomienda actuar con la debida precaución en estas circunstancias y puede ser necesario modificar el uso del dispositivo. Consulta a un profesional médico si padeces o sospechas que puedes padecer alguna de las siguientes afecciones, o si tienes alguna duda.

- Lesiones recientes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos faciales, incluidos los de neurotoxinas, rellenos dérmicos, microagujas, láser y peelings químicos, hasta que la piel se haya curado por completo.
- Brote actual del virus del herpes simple.
- Piel lesionada.
- Aplicación de retinol antes del uso de la luz LED roja.

### CONTRAINDICACIONES

No lo utilices si te encuentras en alguna de las siguientes contraindicaciones:

- Padeces vitíligo, melasma o hiperpigmentación (especialmente si se agrava con el calor moderado).
- Presentas erupciones cutáneas (por ejemplo, psoriasis o eccema), heridas abiertas, ampollas, inflamación local de los tejidos, infecciones, hematomas o tumores en la cara, la línea del cabello, las orejas o el cuello.
- Estás embarazada, en periodo de lactancia, podrías estar embarazada o eres menor de 18 años.
- Tienes alguna sensación anómala (p. ej., entumecimiento).
- Tienes cáncer, tumores o lesiones sospechosas.
- Tienes epilepsia.
- Tienes una cardiopatía (enfermedad cardíaca), un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado.

- Tienes implantes en la cara.
- Tienes un trastorno cutáneo con sensibilidad a la luz (p. ej., lupus, porfiria), eccema fotosensible o albinismo.
- Tienes un trastorno fotosensible de los ojos (p. ej., glaucoma o afecciones retinianas genéticas o congénitas), te has sometido recientemente a una cirugía ocular con láser o eres extremadamente sensible a la luz.
- Te has sometido a una operación de cataratas, a una sustitución refractiva del cristalino o a cualquier otra intervención quirúrgica que implique la extracción del cristalino natural del ojo (con o sin implantación de una lente intraocular).
- Estás tomando:
  - medicamentos que provocan sensibilidad a la luz en los ojos o la piel;
  - medicamentos para el acné inflamatorio grave;
  - retinol, otros medicamentos o productos sensibles a la luz solar o peróxido de benzoilo

- Padece dolores de cabeza provocados por la luz.
- Tienes tatuajes o maquillaje permanente en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo.
- Tienes alergia a la silicona o al spandex (elastano).
- Estás utilizando perfume, jabones antibacterianos, desodorantes o productos a base de petróleo en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo. Estos productos pueden provocar quemaduras químicas bajo la luz LED.
- Tienes la piel quemada o se ha quemado recientemente por el sol o por aparatos de bronceado.
- Tienes varices en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo.
- Tienes manchas marrones oscuras o negras, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas, en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo.

### POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Algunos usuarios pueden experimentar las siguientes reacciones, que son habituales al utilizar máscaras LED:

- Sensaciones de la piel: enrojecimiento temporal, hinchazón, calor local, picor, sequedad, descamación o inflamación leve.
- Visión y dolores de cabeza: dolores de cabeza temporales provocados por la luz, sequedad en los ojos, enrojecimiento, visión borrosa o irritación general.
- Decoloración prolongada: cambios en el tono o pigmento de la piel.

La mayoría de estos efectos suelen tener poca duración y se resuelven en horas (normalmente menos de 24 horas). Si los síntomas persisten, deje de utilizar el producto y consulte con un profesional de la salud.

### MODOS DE FUNCIONAMIENTO

**Utilice la máscara solo una vez cada dos días.**

La máscara LED cuenta con 3 modos:

- Modo de cuidado del envejecimiento (Fig. 2): El modo de cuidado de los signos de la edad combina luz roja y luz infrarroja cercana (630 nm y 830 nm) clínicamente probadas para ayudar a reducir visiblemente la apariencia de líneas de expresión y arrugas. La duración de este modo es de 10 minutos. Se recomienda utilizarlo cada dos días, durante un mínimo de 8 semanas.
- Modo de cuidado de imperfecciones (Fig. 3): El modo de cuidado de imperfecciones combina luz azul y luz roja (415 nm y 630 nm) clínicamente probadas para ayudar a reducir visiblemente la apariencia de imperfecciones y rojeces. La duración de este modo es de 10 minutos. Se recomienda utilizarlo cada dos días, durante un mínimo de 4 semanas.

- Modo de luminosidad diaria (Fig. 4): El modo de luminosidad diaria combina luz azul, roja e infrarroja cercana (415 nm, 630 nm y 830 nm) en sesiones más breves para mantener la luminosidad. La duración de este modo es de 5 minutos. Puedes utilizar el modo de luminosidad diaria cada dos días durante el tiempo que desees.

| Modo                                                                                                                                                                               | Sesión     | Frecuencia    | Periodo                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|
| Modo de cuidado del envejecimiento (Fig. 2)                                                                                                                                        | 10 minutos | Cada dos días | Al menos 8 semanas        |
| Modo de cuidado de imperfecciones (Fig. 3)                                                                                                                                         | 10 minutos | Cada dos días | Al menos 4 semanas        |
| Una vez que hayas conseguido los efectos deseados con el modo de cuidado del envejecimiento o el modo de cuidado de imperfecciones, puedes utilizar el modo de luminosidad diaria. |            |               |                           |
| Modo de luminosidad diaria (Fig. 4)                                                                                                                                                | 5 minutos  | Cada dos días | Todo el tiempo que desees |

## ZONAS DE USO

Esta máscara de dos piezas se puede utilizar de 3 formas diferentes para ofrecerte una sesión para todo el rostro, una sesión específica para el contorno de los ojos o una sesión específica para el cuello.

- Todo el rostro (Fig. 5): utiliza ambas partes de la máscara unidas entre sí. Alinea la parte inferior de la máscara con la parte superior. La parte inferior se unirá a la parte superior mediante imanes. Utiliza la máscara junto con la correa principal de la máscara.
- Contorno de los ojos (Fig. 6): utiliza únicamente la parte superior de la máscara. Utiliza esta parte junto con la correa principal de la máscara.
- Cuello (Fig. 7): utiliza únicamente la parte inferior de la máscara. Utiliza esta parte junto con las correas para el cuello.

## ANTES DE EMPEZAR

**Antes de utilizar la máscara LED de Philips por primera vez, lee atentamente el folleto adjunto con información importante sobre seguridad, así como el capítulo "Precauciones y contraindicaciones" de este folleto.**

### PRUEBA DE PIEL

Antes de utilizar el dispositivo en la cara o el cuello por primera vez, debes comprobar la sensibilidad de tu piel a la luz de la siguiente manera:

- 1 Asegúrate de que la piel esté limpia y seca.
- 2 Coloca la máscara en contacto con la piel, preferiblemente en el brazo, el dorso de la mano o la parte interna del muslo, con la luz LED dirigida hacia la piel (Fig. 8).

- 3 Enciende el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado durante al menos 2 segundos (Fig. 9).
- 4 Deja que el dispositivo complete una sesión completa en cualquier modo. La máscara LED se apaga automáticamente tras la sesión.

**Es normal que la máscara se note caliente sobre la piel. Si en algún momento durante la sesión notas que la piel está demasiado caliente o te resulta incómodo, deja de utilizar el dispositivo inmediatamente.**

- 5 Después de esta sesión completa, espera al menos 6 horas. Si experimentas algún efecto secundario (como enrojecimiento o picor), tu piel no es apta para sesiones con la máscara LED. En este caso, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips de tu país ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## CARGA

Carga el mando antes de utilizarlo por primera vez y cuando la batería esté descargada.

- 1 Conecta un extremo del cable USB-C al mando (Fig. 10).
- 2 Conecta el otro extremo del cable USB-C a un cargador USB-C universal (no incluido) (Fig. 11).
- 3 Enchufa la unidad de alimentación USB-C a una toma de corriente compatible (100-240V) (Fig. 12).
- 4 Durante la carga, el indicador de estado de la batería parpadea en blanco (Fig. 13) para indicar que el mando se está cargando.
- 5 La carga completa del mando tarda hasta 6 horas. La batería está completamente cargada cuando el indicador de estado de la batería se ilumina en verde de forma continua (Fig. 14).
- 6 Después de la carga, desconecta el mando del cable USB-C y retira la unidad de alimentación de la toma de corriente (Fig. 15).

## INDICADORES DE ESTADO DE LA BATERÍA

El mando muestra el estado de la batería durante la selección del modo y una vez que el dispositivo se ha apagado. Durante la sesión, el estado de la batería solo se mostrará si la batería se está agotando.

- Naranja fija al encender el dispositivo (Fig. 16): la batería está casi agotada y el dispositivo se apagará en 30 segundos.
- Naranja parpadeante durante el uso (Fig. 17): la batería se está agotando. La máscara puede apagarse antes de que finalice la sesión.
- Verde fija (Fig. 14): la batería tiene suficiente carga para hacer funcionar el dispositivo.

## CÓMO UTILIZAR LA MÁSCARA LED REAURA DE PHILIPS

**Advertencia: Mantén secos la máscara LED, el mando, el cable USB y la unidad de alimentación USB (no incluida) (Fig. 18).**

**Utilice la máscara solo una vez cada dos días.**

**Deja de utilizar la máscara si notas algún efecto secundario prolongado o grave.**

- 1 Desembala el dispositivo. Es posible que el dispositivo venga parcialmente cargado, pero recomendamos cargarlo por completo antes de utilizarlo por primera vez.
- 2 Realiza la prueba de la piel antes de utilizar la máscara LED en la cara o el cuello por primera vez.

- 3 Comienza con la cara limpia y seca.

**Advertencia: Asegúrate de que la piel sobre la que vas a utilizar la máscara LED no tenga restos de perfumes, jabones antibacterianos, desodorantes, productos derivados del petróleo ni productos que contengan retinol.**

- 4 Asegúrate de que la máscara se ajuste de la forma más cómoda posible teniendo en cuenta lo siguiente:
  - La correa principal se puede colocar en 2 posiciones diferentes en la máscara para adaptarse a diferentes formas y tamaños de rostro. Se recomienda la ranura alta situada en la parte superior de la máscara para rostros más anchos (Fig. 19). Se recomienda la ranura baja situada en la parte superior de la máscara para rostros más pequeños (Fig. 20).
  - Ajusta la correa hacia abajo o hacia arriba en la parte posterior de la cabeza (Fig. 21) hasta encontrar el ángulo en el que la máscara se adapte mejor al rostro.

- Ajusta la correa a ambos lados de la máscara (Fig. 22), no solo en un lado.
- Si la máscara te resulta incómoda, quita la correa por completo y fíjala en las ranuras alternativas.
- La máscara debe quedar bien ajustada al rostro, pero sin apretar demasiado.
- Si te recoges el pelo en una coleta baja, te resultará más fácil colocar y ajustar la correa correctamente.

**Nota: Si solo quieres usar la parte inferior de la máscara, utiliza las dos correas pequeñas (Fig. 23).**

- 5 Conecta el mando cargado a la máscara con el cable USB-C que se incluye.
  - Tanto si utilizas ambas partes de la máscara como si solo utilizas la parte inferior, conecta el conector USB-C a la toma situada en la parte inferior de la máscara (Fig. 24).
  - Si solo utilizas la parte superior de la máscara, conecta el conector USB-C a la toma situada en la parte superior de la máscara (Fig. 25).

6 Colócate la mascarilla en la cara.

Nota: Este dispositivo cuenta con protectores oculares integrados. El uso normal de los protectores oculares puede provocar enrojecimiento en el contorno de los ojos. Es normal que aparezca un ligero enrojecimiento, que debería desaparecer en unos 5-10 minutos tras el uso del dispositivo.

7 Enciende el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado durante al menos 2 segundos (Fig. 9). El indicador luminoso de la batería se enciende para mostrar el estado de la batería.

**Advertencia: Enciende la máscara solo cuando esté colocada correctamente y bien sujeta en la cara. No mires directamente a los LED cuando la máscara esté encendida. Utiliza la máscara solo si los LED no están dañados. Vuelve a ajustar la posición de la máscara si la luz del LED te da en los ojos mientras la usas.**

8 Pulsa brevemente el botón de encendido/apagado una o varias veces para seleccionar el modo deseado (Fig. 26):

- Modo de cuidado del envejecimiento (Fig. 2)
- Modo de cuidado de imperfecciones (Fig. 3)
- Modo de luminosidad diaria (Fig. 4)

9 Si no vuelves a pulsar el botón de encendido/apagado, el último modo seleccionado se activará automáticamente al cabo de 2 segundos.

10 El indicador del modo seleccionado parpadea 5 veces (Fig. 27).

Nota: Mientras la luz parpadee, puedes cambiar el modo seleccionado pulsando el botón de encendido/apagado.

11 Cuando el indicador del modo seleccionado deja de parpadear, se encienden los LED de la máscara y comienza la sesión.

Nota: Si la batería se está agotando durante la sesión, el indicador de batería empieza a parpadear en naranja. La máscara puede apagarse antes de que finalice la sesión.

12 Las luces del mando indican el progreso de la sesión (Fig. 28). Al comenzar la sesión, las 4 luces de progreso están encendidas y la luz superior parpadea lentamente. Cuando ha transcurrido una cuarta parte de la sesión, se apaga la luz superior. La luz que hay debajo empieza a parpadear y se apaga cuando ha transcurrido una cuarta parte de la sesión. Y así sucesivamente hasta que se apague la luz de la parte inferior, lo que indica el final de la sesión.

Nota: Si quieres pausar la sesión, pulsa una vez el botón de encendido/apagado. Los indicadores de modo comienzan a parpadear con el color del modo seleccionado (Fig. 29). Para continuar con la sesión, pulsa el botón de encendido/apagado una vez más.

13 La máscara LED se apaga automáticamente tras la sesión. El indicador luminoso de la batería se enciende para mostrar el estado de la batería.

14 Cuando haya terminado la sesión, quítate la máscara y sigue con tu rutina diaria de cuidado de la piel.

15 Limpia la máscara después de cada uso.

16 Guarda el dispositivo en el estuche suministrado, en un lugar fresco, seco y seguro. Si vas a guardar el dispositivo durante un periodo prolongado, asegúrate de que la batería esté completamente cargada.

## LIMPIEZA DE LA MÁSCARA LED REAURA DE PHILIPS

**Advertencia: Mantén secos la máscara LED, el mando, el cable USB y la unidad de alimentación USB (no incluida) (Fig. 18). No utilices productos de limpieza químicos ni a base de alcohol en ninguna parte de la máscara ni del mando. No utilices nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el dispositivo.**

1 Asegúrate de que la máscara esté apagada y desconectada de cualquier fuente de alimentación.

- 2 Después de cada uso, limpia el interior y el exterior del dispositivo con un paño de microfibra húmedo o seco, o con una toallita antibacteriana sin alcohol::
  - Limpia el interior de la máscara con un paño húmedo o seco (Fig. 30).
  - Limpia el exterior de la máscara con un paño húmedo o seco (Fig. 31).
- 3 Deja que el dispositivo se seque al aire por completo antes de volver a utilizarlo o cargarlo.

## SOPORTE

Si necesita información o asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA LUMIÈRE ET DE LA BEAUTÉ !

Depuis toujours, la lumière symbolise le renouveau et, aujourd'hui, elle éclaire véritablement la voie vers une peau plus belle. Longtemps réservées aux cliniques dermatologiques de pointe, les séances de lumière LED (diodes électroluminescentes) se sont peu à peu imposées comme l'un des soins non invasifs les plus efficaces des routines beauté modernes. Vous avez sans doute aperçu ces masques futuristes sur les réseaux sociaux ; pourtant, derrière ces selfies éclatants se cache une véritable science, développée et perfectionnée depuis des décennies.

## DÉCOUVERTE DU MASQUE LED PHILIPS RÉAURA

Philips est animé par l'innovation depuis toujours, et nous en sommes fiers. Depuis plus de 130 ans, nous améliorons la vie des gens grâce à une succession continue d'innovations majeures.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'insuffler cet esprit d'innovation au masque facial 3-en-1 RéAura, fruit de plusieurs décennies d'innovation LED Philips. Il vous suffit de l'utiliser pendant 10 minutes tous les deux jours et votre teint sera éclatant.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE (FIG. 1)

- 1 Partie supérieure du masque LED pour les yeux
- 2 Sangle principale du masque avec fermeture auto-agrippante
- 3 Partie inférieure du masque LED pour le menton ou le cou
- 4 Sangles pour le cou avec fermeture auto-agrippante
- 5 Câble USB-C

Remarque : Assurez-vous d'utiliser un bloc d'alimentation USB-C adapté pour charger le contrôleur (5 V, max. 2 A).

- 6 Contrôleur
- 7 Bouton marche/arrêt et sélection du mode
- 8 Voyant d'état des piles
- 9 Voyants de progression de la séance
- 10 Voyant du mode soin des imperfections

- 11 Voyant du mode soin des signes de vieillissement
- 12 Voyant du mode éclat
- 13 Trousse

Pour toutes les figures mentionnées dans ce mode d'emploi, consultez la page dépliant et l'intérieur de la couverture au début de ce livret.


## FONCTIONNEMENT

Imaginez une séance de lumière LED comme une conversation douce avec la peau. Plutôt que d'utiliser la chaleur ou des produits chimiques, la lumière transmet de l'énergie sous forme de différentes couleurs, ou longueurs d'onde, qui pénètrent la peau à des profondeurs variées. Chaque couleur joue un rôle spécifique :

- Lumière rouge et infrarouge : pour réduire visiblement l'apparition de ridules et de rides.
- Lumière bleue et rouge : pour réduire visiblement l'apparition d'imperfections et de rougeurs.
- Lumière bleue, rouge et infrarouge : une combinaison de différentes lumières afin de préserver l'éclat de votre teint.

L'utilisation du masque LED est entièrement non invasive, indolore et convient à la plupart des types de peau. Il ne provoque ni brûlure ni desquamation et ne nécessite aucun temps de récupération, ce qui explique pourquoi il est devenu un choix privilégié pour toute personne souhaitant obtenir des résultats sans perturber sa routine.

Il a été conçu pour limiter l'exposition directe de vos yeux à la lumière LED, vous permettant de réaliser confortablement d'autres gestes de votre routine de soins sans fatiguer vos yeux.



COUCHES DE LA PEAU

## RÉSULTATS ATTENDUS

Une séance avec le masque LED dure généralement 10 minutes et s'apparente à un rituel spa, sans inconfort, juste une méditation paisible. Grâce à une utilisation régulière, de nombreuses personnes constatent que leur teint est éclatant. Cette technologie cliniquement prouvée permet de réduire visiblement l'apparition des ridules, des rides, des rougeurs et des imperfections. Le mot-clé ici est régularité : comme pour l'exercice, les résultats se construisent progressivement grâce à des séances régulières.



## PRÉCAUTIONS, CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

**Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes en bonne santé sur une peau intacte. Avant d'utiliser le masque LED Philips pour la première fois, lisez attentivement toutes les informations relatives à la sécurité (contre-indications, précautions, effets secondaires et avertissements) indiquées dans ce mode d'emploi et dans la notice séparée. Ne regardez pas directement la lumière LED. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez tester la sensibilité de votre peau à la lumière.**

Ces recommandations sont issues de recherches publiées concernant les précautions et contre-indications à la date d'impression.

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site internet : [www.philips.com](http://www.philips.com)

**CESSEZ d'utiliser l'appareil immédiatement au premier signe d'inconfort.**

### PRÉCAUTIONS

Une attention particulière est requise dans les situations suivantes et l'utilisation de l'appareil pourrait nécessiter des ajustements. Consultez un professionnel de santé si vous présentez ou pensez présenter l'une des conditions ci-dessous, ou si vous avez la moindre question :

- Blessure récente, chirurgie ou soin du visage, y compris les neurotoxines, les remplisseurs dermiques, le microneedling, les traitements au laser ou les peelings chimiques, jusqu'à cicatrisation complète de la peau.

- Éruption d'herpès labial active.
- Peau abîmée.
- Application de rétinol avant d'utiliser la lumière LED rouge.

### CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas cet appareil si l'une des contre-indications suivantes vous concerne :

- Vous avez du vitiligo, du mélasma ou de l'hyperpigmentation (surtout si elle s'aggrave au contact d'une chaleur légère).
- Vous avez une éruption cutanée (par ex. psoriasis ou eczéma), des plaies ouvertes, des cloques, une inflammation locale des tissus, une infection, des ecchymoses ou des tumeurs sur le visage, la ligne des cheveux, les oreilles ou le cou.
- Vous êtes enceinte, allaitez, pouvez être enceinte, ou avez moins de 18 ans.

- Vous ressentez des sensations anormales (par ex. engourdissement).
- Vous avez un cancer, des tumeurs ou des lésions suspectes.
- Vous souffrez d'épilepsie.
- Vous avez une cardiopathie (maladie cardiaque), un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique implanté.
- Vous avez des implants au niveau du visage.
- Vous avez une maladie de la peau sensible à la lumière (par ex. lupus, porphyrie), un eczéma photosensible ou de l'albinisme.
- Vous avez une affection des yeux photosensible (par exemple, glaucome ou affection congénitale/génétique de la rétine), vous avez eu une chirurgie laser récente des yeux ou vous êtes extrêmement sensible à la lumière.
- Vous avez subi une intervention chirurgicale de la cataracte, un échange de lentille réfractif ou toute autre intervention chirurgicale entraînant l'élimination de la lentille naturelle de l'œil (avec ou sans implant de lentille intraoculaire).

- Vous prenez :
  - des médicaments provoquant une sensibilité à la lumière des yeux et/ou de la peau ;
  - des médicaments pour l'acné inflammatoire sévère ;
  - du rétinol ou tout autre médicament ou produit photosensible ou du peroxyde de benzoyle ;
- Vous souffrez de maux de tête déclenchés par la lumière.
- Vous avez des tatouages ou du maquillage permanent sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Vous êtes allergique au silicone ou au Spandex (élasthanne).
- Vous appliquez du parfum, des savons antibactériens, des déodorants ou des produits à base de pétrole sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil. Ces produits peuvent provoquer des brûlures chimiques sous la lumière LED.
- Votre peau est brûlée ou a été récemment brûlée par le soleil ou un appareil de bronzage.

- Vous avez des varices sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Vous avez des taches brun foncé ou noires, telles que des taches de naissance, grains de beauté ou verrues, sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil.

## EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

Certains utilisateurs peuvent avoir les réactions suivantes, qui sont courantes avec l'utilisation de masques LED :

- Sensations cutanées : rougeur temporaire, gonflement, chaleur locale, démangeaisons, sécheresse, desquamation ou inflammation mineure.
- Problèmes de vision et maux de tête : maux de tête temporaires provoqués par la lumière, sécheresse des yeux, rougeurs, vision floue ou irritation générale.
- Décoloration prolongée : modification du teint de peau ou des pigments.

La plupart de ces effets sont généralement de courte durée et se résolvent en quelques heures (généralement moins de 24 heures). Si les symptômes persistent, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un professionnel de santé.

## MODES DE FONCTIONNEMENT

**N'utilisez le masque que pour une seule séance de lumière tous les deux jours.**

Le masque LED est doté de 3 modes :

- Mode soin des signes de vieillissement (Fig. 2): Le mode soin des signes de vieillissement combine lumière rouge et lumière proche infrarouge (630 nm et 830 nm) (cliniquement prouvé) pour permettre une réduction visible de l'apparition des ridules et des rides. La durée du mode est de 10 minutes. Il est recommandé d'utiliser l'appareil un jour sur deux, pendant au moins 8 semaines.

- Mode soin des imperfections (Fig. 3): Le mode soin des imperfections combine lumière bleue et lumière rouge (415 nm et 630 nm) (cliniquement prouvé) pour permettre une réduction visible de l'apparition des imperfections et des rougeurs. La durée du mode est de 10 minutes. Il est recommandé d'utiliser l'appareil un jour sur deux, pendant au moins 4 semaines.
- Mode éclat (Fig. 4): Le mode éclat combine lumière bleue, lumière rouge et lumière proche infrarouge (415 nm, 630 nm et 830 nm) dans des séances plus courtes pour préserver l'éclat. La durée du mode est de 5 minutes. Vous pouvez utiliser le mode éclat un jour sur deux, aussi longtemps que vous le souhaitez.

| Mode                                                                                                                                                                        | Séance     | Fréquence        | Période                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| Mode soin des signes de vieillissement (Fig. 2)                                                                                                                             | 10 minutes | Un jour sur deux | Au moins 8 semaines                   |
| Mode soin des imperfections (Fig. 3)                                                                                                                                        | 10 minutes | Un jour sur deux | Au moins 4 semaines                   |
| Une fois que vous avez obtenu les effets souhaités avec le mode soin des signes de vieillissement et/ou le mode soin des imperfections, vous pouvez utiliser le mode éclat. |            |                  |                                       |
| Mode éclat (Fig. 4)                                                                                                                                                         | 5 minutes  | Un jour sur deux | Aussi longtemps que vous le souhaitez |

## ZONES D'UTILISATION

Ce masque en deux parties peut être utilisé de trois manières différentes : pour une séance sur l'ensemble du visage, pour une séance ciblée sur le contour des yeux ou pour une séance ciblée sur le cou.

- Visage complet (Fig. 5) : Utilisez les deux parties du masque attachées l'une à l'autre. Alignez la partie inférieure du masque avec la partie supérieure. La partie inférieure se fixera automatiquement à la partie supérieure grâce aux aimants. Utilisez le masque avec la sangle principale du masque.
- Contour des yeux (Fig. 6) : Utilisez uniquement la partie supérieure du masque. Cette partie doit être utilisée avec la sangle principale du masque.
- Cou (Fig. 7) : Utilisez uniquement la partie inférieure du masque. Cette partie doit être utilisée avec les sangles prévues pour le cou.

## MISE EN ROUTE

**Avant d'utiliser le masque LED Philips pour la première fois, lisez attentivement la notice séparée contenant les informations importantes sur la sécurité, ainsi que le chapitre « Précautions et contre-indications » de ce livret.**

## TEST CUTANÉ

Avant d'utiliser l'appareil sur votre visage ou votre cou pour la première fois, vous devez tester votre peau pour vérifier sa sensibilité à la lumière, de la manière suivante :

- 1 Assurez-vous que votre peau est propre et sèche.
- 2 Placez le masque en contact avec la peau, de préférence sur le bras, le dos de la main ou l'intérieur de la cuisse, avec la lumière LED dirigée vers la peau (Fig. 8).
- 3 Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil (Fig. 9).
- 4 Laissez l'appareil effectuer une séance complète dans n'importe quel mode, Le masque LED s'éteint automatiquement à la fin de la séance.

**Il est normal que le masque chauffe légèrement sur la peau. Si vous ressentez une chaleur excessive ou une gêne à tout moment pendant la séance, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil.**

- 5 Après cette première séance complète, attendez au moins 6 heures. Si vous observez des effets secondaires (comme des rougeurs ou des démangeaisons), cela signifie que votre peau ne convient pas aux séances avec le masque LED. Dans ce cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## CHARGE

Chargez le contrôleur avant la première utilisation et lorsque la batterie est vide.

- 1 Insérez une extrémité du câble USB-C dans le contrôleur (Fig. 10).
- 2 Insérez l'autre extrémité du câble USB-C dans un bloc d'alimentation USB-C universel (non fourni) (Fig. 11).
- 3 Placez le bloc d'alimentation USB-C dans une prise murale compatible (100-240V) (Fig. 12).
- 4 Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en blanc (Fig. 13) pour indiquer que le contrôleur est en cours de charge.

- 5 Une charge complète du contrôleur peut prendre jusqu'à 6 heures. La batterie est entièrement chargée lorsque son voyant de charge reste allumé en vert (Fig. 14).
- 6 Après la charge, débranchez le contrôleur du câble USB-C et retirez le bloc d'alimentation de la prise murale (Fig. 15).

#### INDICATIONS DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE

Le contrôleur affiche l'état de la batterie lors de la sélection du mode et après que l'appareil s'est éteint. Pendant la séance, l'état de la batterie ne sera affiché que si la batterie est faible.

- Orange fixe lorsque vous allumez l'appareil (Fig. 16) : la batterie est presque vide et l'appareil s'éteindra dans les 30 secondes.
- Orange clignotant pendant l'utilisation (Fig. 17) : la batterie est presque déchargée. Le masque peut s'éteindre avant la fin de la séance.
- Vert fixe (Fig. 14) : la batterie dispose d'une charge suffisante pour faire fonctionner l'appareil.

## UTILISATION DU MASQUE LED PHILIPS RÉAURA

**Avertissement : gardez le masque LED, le contrôleur, le câble USB et le bloc d'alimentation USB (non fourni) au sec (Fig. 18).**

**N'utilisez le masque que pour une seule séance de lumière tous les deux jours.**

**Si vous remarquez des effets secondaires prolongés ou graves, cessez d'utiliser le masque.**

- 1 Déballez l'appareil. L'appareil peut être partiellement chargé, mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.
- 2 Effectuez le test de la peau avant d'utiliser le masque LED sur votre visage ou votre cou pour la première fois.

- 3 Commencez avec un visage propre et sec.

**Avertissement : assurez-vous que la peau sur laquelle vous utilisez le masque LED est sans parfum, sans savons antibactériens, sans déodorants, sans produits à base de pétrole et sans produits contenant du rétinol.**

- 4 Pour optimiser votre confort lors de l'utilisation du masque, prenez en compte les considérations suivantes :
  - La sangle principale peut être enfilée dans 2 positions différentes sur le masque afin de s'adapter aux différentes formes et tailles de visage. L'emplacement supérieur sur la partie supérieure du masque est recommandé pour un ajustement plus large (Fig. 19). L'emplacement inférieur sur la partie supérieure du masque est recommandé pour un ajustement plus étroit (Fig. 20).
  - Déplacez la sangle plus bas ou plus haut à l'arrière de votre tête (Fig. 21) pour trouver l'angle qui permet au masque de reposer le plus confortablement sur votre visage.

- Ajustez la sangle sur les deux côtés du masque (Fig. 22), pas uniquement sur un côté.
- Si le masque est inconfortable, retirez complètement la sangle du masque et attachez-la aux autres fentes.
- Le masque doit être ajusté au visage, mais pas trop serré.
- Il est plus facile de positionner et de régler correctement la sangle si vous attachez vos cheveux en queue de cheval basse.

Remarque : Si vous ne souhaitez utiliser que la partie inférieure du masque, utilisez les deux petites sangles (Fig. 23).

- 5 Connectez le contrôleur chargé au masque à l'aide du câble USB-C fourni.
  - Lorsque vous utilisez les deux parties du masque ou uniquement la partie inférieure, insérez la fiche USB-C dans la prise de la partie inférieure du masque (Fig. 24).
  - Lorsque vous utilisez uniquement la partie supérieure du masque, insérez la fiche USB-C dans la prise de la partie supérieure du masque (Fig. 25).

6 Placez le masque sur votre visage.

Remarque : Cet appareil est doté de protections oculaires intégrées. Une utilisation normale des protections oculaires peut entraîner des rougeurs autour des yeux. Quelques rougeurs sont normales et devraient s'estomper dans les 5 à 10 minutes suivant l'utilisation de l'appareil.

7 Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil (Fig. 9). Le voyant de charge s'allume pour indiquer l'état de la batterie.

**Avertissement : n'allumez le masque que lorsqu'il est correctement placé sur votre visage. Ne regardez pas directement les LED lorsque le masque est allumé. N'utilisez le masque que si les LED ne sont pas endommagées. Réajustez la position du masque si la lumière LED entre en contact avec vos yeux pendant l'utilisation.**

8 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode souhaité (Fig. 26) :

- Mode soin des signes de vieillissement (Fig. 2)
- Mode soin des imperfections (Fig. 3)
- Mode éclat (Fig. 4)

9 Si vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton marche/arrêt, le dernier mode sélectionné démarrera automatiquement après 2 secondes.

10 Le voyant du mode sélectionné clignote 5 fois (Fig. 27).

Remarque : Tant que le voyant clignote, vous pouvez toujours modifier le mode sélectionné en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

11 Lorsque le voyant du mode sélectionné cesse de clignoter, les LED du masque s'allument et la séance démarre.

Remarque : Si la batterie est faible pendant la séance, le voyant de charge commence à clignoter en orange. Le masque peut s'éteindre avant la fin de la séance.

12 Les voyants du contrôleur indiquent la progression de la séance (Fig. 28). Lorsque la séance commence, les 4 voyants de progression sont allumés et le voyant supérieur clignote lentement. Après un quart de la séance, le voyant supérieur s'éteint. Le voyant en dessous commence à clignoter et s'éteint après un quart de la séance. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le voyant inférieur s'éteigne pour marquer la fin de la séance.

Remarque : Pour interrompre la session, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt. Les voyants de mode commencent à clignoter dans la couleur du mode sélectionné (Fig. 29). Pour reprendre la session, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

13 Le masque LED s'éteint automatiquement à la fin de la séance. Le voyant de charge s'allume pour indiquer l'état de la batterie.

14 Lorsque la séance est terminée, retirez le masque et poursuivez votre routine de soin quotidienne.

15 Nettoyez le masque après chaque utilisation.

16 Rangez l'appareil dans la pochette fournie dans un endroit frais, sec et sûr. Pour un stockage à long terme, rangez l'appareil avec une batterie complètement chargée.

## NETTOYAGE DU MASQUE LED PHILIPS RÉAURA

**Avertissement : gardez le masque LED, le contrôleur, le câble USB et le bloc d'alimentation USB (non fourni) au sec (Fig. 18). N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ni de nettoyeurs à base d'alcool sur le masque et le contrôleur. N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.**

1 Assurez-vous que le masque est éteint et débranché de toute source d'alimentation.

- 2 Après chaque utilisation, nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon en microfibre humide ou sec, ou avec une lingette antibactérienne sans alcool:
  - Nettoyez l'intérieur du masque à l'aide d'un chiffon humide ou sec (Fig. 30).
  - Nettoyez l'extérieur du masque à l'aide d'un chiffon humide ou sec (Fig. 31).
- 3 Laissez l'appareil sécher complètement à l'air libre avant de l'utiliser ou de le recharger à nouveau.

## ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.



## BENVENUTI IN UN MONDO DI LUCE E BELLEZZA!

La luce è sempre stata un simbolo di rinnovamento e ora sta letteralmente illuminando il percorso verso una pelle migliore. Un tempo limitate alle cliniche dermatologiche high-tech, le sessioni di luce LED (diodi a emissione di luce) sono diventate silenziosamente uno degli strumenti più efficaci e meno invasivi nelle moderne routine di bellezza. Probabilmente avrete visto ovunque maschere futuristiche sui social media ma, dietro quei selfie luminosi, si cela una vera e propria scienza, frutto di decenni di ricerca.

## SCOPRITE LA MASCHERA LED PHILIPS REAURA

In Philips, siamo orgogliosi di definirci innovatori nati. Da oltre 130 anni, miglioriamo la vita delle persone con un flusso costante di innovazioni rivoluzionarie.

Siamo orgogliosi di portare questo spirito di innovazione nella maschera facciale ReAura 3 in 1, frutto di decenni di innovazione Philips nel campo dei LED. È sufficiente utilizzarla per 10 minuti a giorni alterni per una pelle dall'aspetto sano e luminoso.

## DESCRIZIONE GENERALE (Fig. 1)

- 1 Parte superiore della maschera LED per la zona occhi
- 2 Cinghia principale della maschera con chiusura a strappo
- 3 Parte inferiore della maschera LED per il mento o il collo
- 4 Cinghie per il collo con chiusura a strappo
- 5 Cavo USB-C

Nota: Assicuratevi di utilizzare un'unità di alimentazione USB-C adeguata per ricaricare il controller (5 V, max. 2 A).

- 6 Controller
- 7 Pulsante di accensione/spegnimento e selezione della modalità
- 8 Spia dello stato della batteria
- 9 Indicatori di avanzamento della sessione
- 10 Indicatore della modalità cura delle imperfezioni

- 11 Indicatore della modalità cura dell'età
- 12 Indicatore della modalità luce quotidiana
- 13 Custodia morbida

Per tutte le figure citate nel presente manuale d'uso, consultate la pagina ripiegata e l'interno di copertina all'inizio di questo libretto.


## FUNZIONAMENTO

Immaginate una sessione di luce LED come una delicata conversazione con la vostra pelle. Aniché ricorrere al calore o a sostanze chimiche, la luce eroga energia sotto forma di diversi colori (o lunghezze d'onda) che penetrano nella pelle a diverse profondità. Ogni colore ha un ruolo specifico:

- Luce rossa + infrarossa: per ridurre visibilmente la comparsa di rughe e pieghe sottili.
- Luce blu + rossa: per ridurre visibilmente la comparsa di imperfezioni e arrossamenti.
- Luce blu + rossa + infrarossa: combinazione di diversi colori di luce per mantenere una pelle dall'aspetto sano e luminoso.

L'uso della maschera LED è completamente non invasivo, indolore e adatto alla maggior parte dei tipi di pelle. Non provoca bruciore o desquamazione e non richiede tempi di recupero: ecco perché è diventata la scelta preferita di chi cerca risultati costanti.

È stata progettata per ridurre al minimo l'esposizione degli occhi alla luce LED diretta, consentendovi di svolgere comodamente altre attività durante la vostra routine di cura della pelle senza affaticare gli occhi.



STRATI DELLA PELLE

## COSA ASPETTARSI

Una sessione con la maschera LED dura in genere 10 minuti e sembra un rituale da spa: nessun fastidio, solo una tranquilla meditazione. Con un uso costante, molte persone notano che la pelle appare più sana e luminosa. Questa tecnologia clinicamente testata consente una riduzione visibile di pieghe sottili, rughe, arrossamenti e imperfezioni. La parola chiave è costanza: proprio come l'esercizio fisico, i risultati si ottengono gradualmente con sessioni regolari.

## PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI E POTENZIALI EFFETTI COLLATERALI

**Questo dispositivo è destinato all'uso sulla pelle integra da parte di persone in buona salute. Prima di utilizzare la maschera LED Philips per la prima volta, leggete attentamente tutte le informazioni di sicurezza (controindicazioni, precauzioni, effetti collaterali e avvertenze) contenute nel presente manuale d'uso e nel foglietto illustrativo separato delle informazioni di sicurezza. Non guardate direttamente la luce LED. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è necessario verificare la sensibilità della pelle alla luce.**

Queste raccomandazioni derivano da ricerche pubblicate relative a precauzioni e controindicazioni alla data di stampa.

Per informazioni aggiornate, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com)

**INTERROMPETE immediatamente l'uso del dispositivo al primo segno di fastidio.**

### PRECAUZIONI

In queste circostanze è richiesta la dovuta attenzione; potrebbe essere necessario modificare l'uso del dispositivo. Consultate un medico se attualmente soffrite o sospettate di soffrire di una delle seguenti condizioni, oppure in caso di domande.

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti facciali, tra cui neurotossine, filler dermici, microaghi, laser e peeling chimici, fino alla completa guarigione della pelle.
- Recidiva da virus dell'herpes simplex.
- Lesioni cutanee.
- Applicazione di retinolo prima dell'uso della luce LED rossa.

### CONTROINDICAZIONI

Evitate l'utilizzo se si verifica una delle seguenti controindicazioni:

- Soffrite di vitiligine, melasma o iperpigmentazione (soprattutto se esacerbata da un leggero calore).
- Presentate eruzioni cutanee (ad es. psoriasi o eczema), ferite aperte, vesciche, infiammazioni dei tessuti locali, infezioni, contusioni o tumori sul viso, sull'attaccatura dei capelli, sulle orecchie o sul collo.
- Siete in gravidanza, state allattando, potreste essere in gravidanza o avete meno di 18 anni.
- Avete sensazioni anomale (ad es. intorpidimento).
- Avete cancro, tumori o lesioni sospette.
- Soffrite di epilessia.
- Soffrite di cardiopatia (malattia cardiaca), avete un pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati.
- Avete protesi facciali.
- Soffrite di disturbi cutanei con sensibilità alla luce (ad es. lupus, porfiria), eczema fotosensibile o albinismo.
- Soffrite di un disturbo fotosensibile agli occhi (ad es. glaucoma o patologie genetiche/congenite alla retina), avete subito di recente un intervento laser agli occhi o siete estremamente sensibili alla luce.
- Avete subito un intervento di cataratta, sostituzione del cristallino o qualsiasi altro intervento chirurgico che comporti la rimozione del cristallino naturale dell'occhio (con o senza impianto di lente intraoculare).
- State utilizzando:
  - farmaci che causano sensibilità alla luce negli occhi e/o sulla pelle
  - farmaci per l'acne infiammatoria grave
  - retinolo, altri farmaci o prodotti sensibili al sole, perossido di benzoile
- Soffrite di mal di testa indotti dalla luce.
- Avete tatuaggi o trucco permanente nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo.



- Siete allergici al silicone o allo spandex (elastan).
- State utilizzando profumi, saponi antibatterici, deodoranti o prodotti a base di petrolio nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo. Questi prodotti possono causare ustioni chimiche sotto la luce LED.
- Avete la pelle bruciata o che è stata recentemente esposta al sole o ad apparecchiature abbronzanti.
- Avete vene varicose nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo.
- Avete macchie di colore marrone scuro o nero come voglie, nei o verruche nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo.

POTENZIALI EFFETTI COLLATERALI

Alcuni utenti potrebbero sviluppare le seguenti reazioni, comuni quando si utilizzano maschere LED:

- Sensazioni cutanee: arrossamento temporaneo, gonfiore, calore locale, prurito, secchezza, squamosità o lieve infiammazione.

- Vista e mal di testa: mal di testa temporanei provocati dalla luce, secchezza oculare, arrossamento, offuscamento della vista o irritazione generale.
- Scolorimento prolungato: variazioni del tono o della pigmentazione della pelle.

Solitamente, molti di questi effetti sono di breve durata e si risolvono entro poche ore (in genere meno di 24 ore). Se i sintomi persistono, interrompete l'uso e consultate un medico.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

**Utilizzate la maschera per una sola sessione di luce a giorni alterni.**

La maschera LED è dotata di 3 modalità:

- Modalità cura dell'età (Fig. 2): La modalità cura dell'età è una combinazione di luce rossa e nel vicino infrarosso (630 nm e 830 nm) clinicamente testata per la riduzione visibile di rughe e pieghe sottili. La durata della modalità è di 10 minuti. Si consiglia di utilizzarla a giorni alterni, per un minimo di 8 settimane.
- Modalità cura delle imperfezioni (Fig. 3): La modalità cura delle imperfezioni è una combinazione di luce blu e rossa (415 nm e 630 nm) clinicamente testata la una riduzione visibile di imperfezioni e arrossamenti. La durata della modalità è di 10 minuti. Si consiglia di utilizzarla a giorni alterni, per un minimo di 4 settimane.
- Modalità luce quotidiana (Fig. 4): La modalità luce quotidiana è una combinazione di luce blu, rossa e nel vicino infrarosso (415 nm, 630 nm e 830 nm) in sessioni più brevi per mantenere la luminosità. La durata della modalità è di 5 minuti. È possibile utilizzare la modalità luce quotidiana a giorni alterni per tutto il tempo che si desidera.

| Modalità                                                                                                                                                              | Sessione  | Frequenza        | Tempo                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Modalità cura dell'età (Fig. 2)                                                                                                                                       | 10 minuti | A giorni alterni | Almeno 8 settimane            |
| Modalità cura delle imperfezioni (Fig. 3)                                                                                                                             | 10 minuti | A giorni alterni | Almeno 4 settimane            |
| Una volta raggiunti gli effetti desiderati con la modalità cura dell'età e/o la modalità cura delle imperfezioni, è possibile utilizzare la modalità luce quotidiana. |           |                  |                               |
| Modalità luce quotidiana (Fig. 4)                                                                                                                                     | 5 minuti  | A giorni alterni | Per tutto il tempo desiderato |

AREE DI APPLICAZIONE

Questa maschera in due parti può essere utilizzata in 3 modi diversi per offrire una sessione su tutto il viso, una sessione mirata per il contorno occhi o una sessione mirata per il collo.

- Intero viso (Fig. 5): Utilizzate entrambe le parti della maschera unite tra loro. Allineate la parte inferiore della maschera con quella superiore. La parte inferiore si fisserà a quella superiore tramite magneti. Utilizzate la maschera in combinazione con la cinghia principale della maschera.
- Zona occhi (Fig. 6): utilizzate solo la parte superiore della maschera. Utilizzate questa parte in combinazione con la cinghia principale della maschera.
- Collo (Fig. 7): utilizzate solo la parte inferiore della maschera. Utilizzate questa parte in combinazione con le cinghie per il collo.

## PER INIZIARE

**Prima di utilizzare la maschera LED Philips per la prima volta, leggete attentamente il foglietto illustrativo separato contenente importanti informazioni di sicurezza e il capitolo "Precauzioni e controindicazioni" presente in questo libretto.**

## TEST CUTANEO

Prima di utilizzare il dispositivo sul viso o sul collo per la prima volta, è necessario verificare la sensibilità della pelle alla luce nel modo seguente:

- 1 Assicuratevi che la pelle sia pulita e asciutta.
- 2 Posizionate la maschera a contatto con la pelle, preferibilmente sul braccio, sul dorso della mano o sull'interno coscia, con la luce LED rivolta verso la pelle (Fig. 8).
- 3 Accendete il dispositivo premendo il pulsante di accensione/ spegnimento per almeno 2 secondi (Fig. 9).
- 4 Lasciate che il dispositivo completi un'intera sessione in qualsiasi modalità. La maschera LED si spegne automaticamente al termine della sessione.

**È normale che la maschera risulti calda sulla pelle. Se in qualsiasi momento durante la sessione la pelle risulta troppo calda o avvertite fastidio, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo.**

- 5 Dopo una sessione completa, attendete almeno 6 ore. Se si verificano effetti collaterali (come arrossamenti o prurito), la vostra pelle non è adatta alle sessioni con la maschera LED. In questo caso, contattate il Centro assistenza clienti Philips del vostro Paese ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## RICARICA

Ricaricate il controller in un momento precedente al primo utilizzo e quando la batteria è scarica.

- 1 Inserite un'estremità del cavo USB-C nel controller (Fig. 10).
- 2 Inserire l'altra estremità del cavo USB-C in un'unità di alimentazione USB-C universale (non in dotazione) (Fig. 11).
- 3 Collegate l'unità di alimentazione USB-C a una presa a muro compatibile (100-240V) (Fig. 12).
- 4 Durante la ricarica, la spia di stato della batteria lampeggia in bianco (Fig. 13) per indicare che il controller è in carica.

- 5 La ricarica completa del controller richiede fino a 6 ore. La batteria è completamente carica quando la spia di stato della batteria rimane accesa in verde fisso (Fig. 14).
- 6 Al termine della ricarica, scollegate il controller dal cavo USB-C e rimuovete l'unità di alimentazione dalla presa a muro (Fig. 15).

## INDICAZIONI SULLO STATO DELLA BATTERIA

Il controller mostra lo stato della batteria durante la selezione della modalità e dopo lo spegnimento del dispositivo. Durante la sessione, lo stato della batteria verrà visualizzato solo se la batteria si sta esaurendo.

- Arancione fisso all'accensione del dispositivo (Fig. 16): la batteria è quasi scarica e il dispositivo si spegnerà entro 30 secondi.
- Arancione lampeggiante durante l'uso (Fig. 17): la batteria si sta esaurendo. La maschera potrebbe spegnersi prima del completamento della sessione.
- Verde fisso (Fig. 14): la batteria contiene una carica sufficiente per il funzionamento del dispositivo.

## COME UTILIZZARE LA MASCHERA LED PHILIPS REAURA

**Avvertenza:** Mantenete asciutti la maschera LED, il controller, il cavo USB e l'unità di alimentazione USB (non in dotazione) (Fig. 18).

**Utilizzate la maschera per una sola sessione di luce a giorni alterni.**

**Interrompete l'uso della maschera se notate effetti collaterali gravi o prolungati.**

- 1 Disimballate il dispositivo. Il dispositivo potrebbe essere parzialmente carico, ma si consiglia di caricarlo completamente in un momento precedente al primo utilizzo.
- 2 Eseguite il test cutaneo prima di utilizzare la maschera LED sul viso o sul collo per la prima volta.

- 3 Iniziate con il viso pulito e asciutto.

**Avvertenza:** Assicuratevi che la pelle su cui si utilizzate la maschera LED sia priva di profumi, saponi antibatterici, deodoranti, prodotti a base di petrolio e prodotti contenenti retinolo.

- 4 Assicurate una confortevole vestibilità della maschera tenendo conto dei seguenti aspetti:

- La cinghia principale può essere infilata in 2 diverse posizioni sulla maschera per adattarsi a diverse forme e dimensioni del viso. La fessura alta nella parte superiore della maschera è consigliata per i visi più larghi (Fig. 19). La fessura bassa nella parte superiore della maschera è consigliata per i visi più piccoli (Fig. 20).
- Spostate la cinghia più in basso o più in alto sulla nuca (Fig. 21) per trovare l'angolazione che rende la maschera più comoda da indossare sul viso.

- Regolate la cinghia su entrambi i lati della maschera (Fig. 22), non solo su un lato.
- Se la maschera risulta scomoda, rimuovete completamente dalla maschera la cinghia e fissatela nelle fessure alternative.
- La maschera deve aderire bene al viso senza essere troppo stretta.
- Raccogliere i capelli in una coda bassa facilita il posizionamento e la regolazione corretti della cinghia.

Nota: Se desiderate utilizzare solo la parte inferiore della maschera, utilizzate le due piccole cinghie (Fig. 23).

- 5 Collegate il controller carico alla maschera con il cavo USB-C in dotazione.
  - Quando utilizzate entrambe le parti della maschera o solo la parte inferiore, inserite la spina USB-C nella presa situata nella parte inferiore della maschera (Fig. 24).
  - Quando utilizzate solo la parte superiore della maschera, inserite la spina USB-C nella presa situata nella parte superiore della maschera (Fig. 25).

- 6 Posizionate la maschera sul viso.

Nota: Questo dispositivo è dotato di protezioni per gli occhi integrate. L'uso normale delle protezioni per gli occhi può causare arrossamenti nella zona occhi. Un leggero arrossamento è normale e dovrebbe scomparire entro 5-10 minuti dall'uso del dispositivo.

- 7 Accendete il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento per almeno 2 secondi (Fig. 9). La spia di stato della batteria si accende per indicare lo stato della batteria.

**Avvertenza:** Accendete la maschera solo quando è posizionata correttamente e saldamente sul viso. Non fissate direttamente i LED quando la maschera è accesa. Utilizzate la maschera solo se i LED non sono danneggiati. Regolate nuovamente la posizione della maschera se la luce LED entra negli occhi durante l'uso.

- 8 Premete brevemente il pulsante di accensione/spegnimento una o più volte per selezionare la modalità desiderata (Fig. 26):

- Modalità cura dell'età (Fig. 2)
  - Modalità cura delle imperfezioni (Fig. 3)
  - Modalità luce quotidiana (Fig. 4)
- 9** se non premete nuovamente il pulsante di accensione/ spegnimento, l'ultima modalità selezionata si avvierà automaticamente dopo 2 secondi.
- 10** L'indicatore della modalità selezionata lampeggia 5 volte (Fig. 27).

Nota: Finché l'indicatore lampeggia, è ancora possibile modificare la modalità selezionata premendo il pulsante di accensione/ spegnimento.

- 11** Quando la luce della modalità selezionata smette di lampeggiare, i LED nella maschera si accendono e la sessione ha inizio.

Nota: Se la batteria si sta scaricando durante la sessione, la spia della batteria inizia a lampeggiare in arancione. La maschera potrebbe spegnersi prima del completamento della sessione.

- 12** Le luci sul controller indicano lo stato di avanzamento della sessione (Fig. 28). All'inizio della sessione, tutte e 4 le luci di avanzamento sono accese e quella superiore lampeggia lentamente. Dopo ¼ della sessione, la luce superiore si spegne. La luce sottostante inizia a lampeggiare e si spegne dopo ¼ della sessione. L'operazione si ripete finché la luce inferiore si spegne per indicare la fine della sessione.

Nota: Se desiderate mettere in pausa la sessione, premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento. Le spie di modalità iniziano a lampeggiare nel colore della modalità selezionata (Fig. 29). Per continuare con la sessione, premete nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento.

- 13** La maschera LED si spegne automaticamente al termine della sessione. La spia di stato della batteria si accende per indicare lo stato della batteria.

- 14** Dopo aver terminato la sessione, rimuovete la maschera e proseguite con la routine quotidiana di cura della pelle.

- 15** Pulite la maschera dopo ogni utilizzo.

- 16** Conservate il dispositivo nella custodia in dotazione, in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Per una conservazione a lungo termine, riponete il dispositivo con la batteria completamente carica.

## PULIZIA DELLA MASCHERA LED PHILIPS REAURA

**Avvertenza: Mantenete asciutti la maschera LED, il controller, il cavo USB e l'unità di alimentazione USB (non in dotazione) (Fig. 18). Non utilizzate detergenti chimici o a base di alcool su alcuna parte della maschera e del controller. Non usate mai aria compressa, pagliette, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi per pulire il dispositivo.**

- 1** Assicuratevi che la maschera sia spenta e scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione.

- 2** Dopo ogni utilizzo, pulite l'interno e l'esterno del dispositivo con un panno in microfibra umido o asciutto, oppure con una salvietta antibatterica non a base di alcool:
- Pulite l'interno della maschera con un panno umido o asciutto (Fig. 30).
  - Pulite l'esterno della maschera con un panno umido o asciutto (Fig. 31).
- 3** Lasciate asciugare completamente il dispositivo all'aria prima di utilizzarlo o ricaricarlo.

## ASSISTENZA

Per assistenza o informazioni, visitate [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



## WELKOM IN DE WERELD VAN LICHT EN SCHOONHEID!

Licht is altijd al een symbool van vernieuwing geweest en nu verlicht het letterlijk de weg naar een mooiere huid. Ooit waren LED-sessies (Light Emitting Diode) voorbehouden aan geavanceerde dermatologische klinieken, maar inmiddels zijn ze stilletjes uitgegroeid tot een van de meest effectieve, niet-invasieve hulpmiddelen in de moderne schoonheidsroutines. U hebt de futuristische maskers waarschijnlijk al overal op sociale media gezien, maar achter die stralende selfies schuilt een echte wetenschap, die al tientallen jaren in ontwikkeling is.

## MAAK KENNIS MET HET PHILIPS REAURA LED-MASKER

Wij zijn er trots op dat we Philips een geboren innovator mogen noemen. Al meer dan 130 jaar verbeteren wij het leven van mensen met een gestage stroom baanbrekende innovaties.

We zijn er trots op dat we deze innovatieve geest nu kunnen toepassen op het 3-in-1 ReAura-gezichtsmasker, dat is gebaseerd op tientallen jaren aan LED-innovatie van Philips. Gebruik het om de dag 10 minuten en geniet van een stralende, gezonde huid.

## ALGEMENE BESCHRIJVING (AFB. 1)

- 1 Bovenste deel van het LED-masker voor de oogcontouren
- 2 Hoofdband van het masker met klittenbandsluiting
- 3 Onderste deel van het LED-masker voor de kin of de hals
- 4 Nekbanden van het masker met klittenbandsluiting
- 5 USB-C-kabel

Opmerking: Zorg ervoor dat je een geschikte USB-C-adapter gebruikt om de controller op te laden (5 V, max. 2 A).

- 6 Controller
- 7 Aan/uit- en modusselectieknop
- 8 Batterijstatuslampje
- 9 Indicatielampjes voor de voortgang van de sessie

- 10 Lampje voor de verzorging van onzuiverheden
- 11 Lampje voor modus voor verzorging voor de rijpere huid
- 12 Lampje voor de dagelijkse glow-modus
- 13 Etui

Voor alle afbeeldingen waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, zie de uitklapbare pagina en de binnenkant van de omslag aan het begin van dit boekje.


## HOE HET WERKT

Zie een LED-lichtsessie als een soort zachte dialoog met uw huid. In plaats van warmte of chemicaliën te gebruiken, levert het licht energie in de vorm van verschillende kleuren, of golflengten, die de huid op verschillende dieptes doordringen. Elke kleur heeft een unieke functie:

- Rood + infrarood licht: om fijne lijntjes en rimpels zichtbaar te verminderen.
- Blauw + rood licht: om onzuiverheden en roodheid zichtbaar te verminderen.
- Blauw + rood + infrarood licht: een combinatie van verschillende lichttinten om je stralende, gezonde huid te behouden.

Het gebruik van het LED-masker is volledig niet-invasief, pijnloos en geschikt voor de meeste huidtypen. Het masker veroorzaakt geen brandwonden, er is geen vervelling en er is geen hersteltijd nodig. Daarom is het een populaire keuze geworden voor mensen die resultaat willen zonder dat hun dagelijkse bezigheden worden verstoord.

Het is ontworpen om de blootstelling van uw ogen aan direct LED-licht tot een minimum te beperken, zodat u tijdens uw huidverzorgingsroutine comfortabel andere dingen kunt doen zonder uw ogen te vermoeien.



HUIDLAGEN

## WAT U KUNT VERWACHTEN

en sessie met het LED-masker duurt doorgaans 10 minuten en voelt aan als een spa-ritueel: geen ongemak, alleen maar rustige medicatie. Bij regelmatig gebruik krijgen veel mensen een stralende, gezonde huid. Deze klinisch bewezen technologie zorgt voor een zichtbare vermindering van fijne lijntjes, rimpels, roodheid en onzuiverheden. Het sleutelwoord hier is consistentie: net als bij sporten worden de resultaten geleidelijk zichtbaar door regelmatige sessies.

## VOORZORGSMAAATREGELEN, CONTRA-INDICATIES EN MOGELIJKE BIJWERKINGEN

**Dit apparaat is bedoeld voor gezonde mensen op een intacte huid. Lees, voordat u het Philips LED-masker voor het eerst gebruikt, zorgvuldig alle veiligheidsinformatie (contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en waarschuwingen) in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte bijsluiter door. Kijk niet rechtstreeks naar het LED-lampje. Voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt, moet je je huid testen op lichtgevoeligheid.**

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op gepubliceerd onderzoek naar voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties op de datum van druk. Zie voor actuele informatie onze website bezoeken op [www.philips.com](http://www.philips.com)

**STOP onmiddellijk met het gebruik van het apparaat bij de eerste tekenen van ongemak.**

## VOORZORGSMaatregelen

In deze omstandigheden is de nodige voorzichtigheid geboden en kan het nodig zijn het gebruik van het apparaat aan te passen. Raadpleeg een arts als u momenteel een van de volgende aandoeningen hebt of vermoedt dat u die hebt, of als u vragen hebt.

- Recente verwondingen, operaties of gezichtsbehandelingen, waaronder behandelingen met neurotoxine, huidfillers, microneedling, laserbehandelingen en chemische peelings, totdat de huid volledig is genezen.
- Huidige uitbraak van het herpes simplex-virus
- Geschonden huid.
- Het aanbrengen van retinol vóór het gebruik van rood LED-licht.

## CONTRA-INDICATIES

Gebruik dit product niet als een van de volgende contra-indicaties op u van toepassing is:

- U hebt vitiligo, melasma of hyperpigmentatie (vooral als deze aandoeningen verergeren door milde warmte).
- U hebt huiduitslag (bijv. psoriasis of eczeem), open wonden, blaren, plaatselijke weefselontsteking, infecties, blauwe plekken of gezwellen in het gezicht, bij de haarlijn, op de oren of in de nek.
- U bent zwanger, geeft borstvoeding, bent mogelijk zwanger of bent jonger dan 18 jaar.
- U ervaart abnormale sensaties (bijv. gevoelloosheid).
- U hebt kanker, tumoren of verdachte laesies.
- U hebt epilepsie.
- U hebt een hartziekte, een pacemaker of een ander geïmplanteed elektronisch apparaat.

- U hebt implantaten in het gezicht.
- U hebt een lichtgevoelige huidaandoening (bijvoorbeeld lupus of porfyrie), lichtgevoelig eczeem of albinisme.
- Je hebt een lichtgevoelige oogaandoening (bijvoorbeeld glaucoom of een genetische of aangeboren aandoening van het netvlies), hebt onlangs een ooglaserbeprocessing ondergaan of bent extreem gevoelig voor licht.
- U hebt een staaroperatie, een refractieve lensvervanging of een andere chirurgische ingreep ondergaan waarbij de natuurlijke ooglenzen is verwijderd (al dan niet in combinatie met het plaatsen van een intraoculaire lens).
- U gebruikt:
  - geneesmiddelen die lichtgevoeligheid van de ogen en/of de huid veroorzaken
  - geneesmiddelen tegen ernstige inflammatoire acne
  - retinol, andere lichtgevoelige geneesmiddelen of producten of benzoylperoxide

- U hebt last van door licht veroorzaakte hoofdpijn.
- U hebt tatoeages of permanente make-up daar waar u het apparaat wilt gebruiken.
- U bent allergisch voor siliconen of spandex (elastaan).
- U gebruikt parfum, antibacteriële zeep, deodorant of producten op basis van petroleum daar waar u het apparaat wilt gebruiken. Deze producten kunnen onder LED-licht chemische brandwonden veroorzaken.
- U hebt een verbrande huid of een huid die onlangs is verbrand door de zon of onder een zonnebank.
- U hebt spataderen daar waar u het apparaat wilt gebruiken.
- U hebt donkerbruine of zwarte vlekken, zoals moedervlekken, wratten of andere vlekjes, daar waar u het apparaat wilt gebruiken.

## MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Bij sommige gebruikers kunnen de volgende reacties optreden, die vaak voorkomen bij het gebruik van LED-maskers:

- Huidsensaties: tijdelijke roodheid, zwelling, plaatselijke warmte, jeuk, droogheid, schilfering of lichte ontsteking.
- Zichtproblemen en hoofdpijn: tijdelijke, door licht veroorzaakte hoofdpijn, droge ogen, roodheid, wazig zien of algemene irritatie.
- Langdurige verkleuring: veranderingen in huidskleur of pigmentatie.

De meeste van deze bijwerkingen zijn doorgaans van korte duur en nemen binnen enkele uren af (over het algemeen binnen 24 uur). Als de symptomen aanhouden, stop dan met het gebruik en raadpleeg een zorgprofessional.

## BEDIENINGSMODI

**Gebruik het masker niet vaker dan één keer per twee dagen.**

Het LED-masker is voorzien van 3 modi:

- Modus voor verzorging voor de rijpere huid (Fig. 2): De modus voor verzorging voor de rijpere huid maakt gebruik van een combinatie van rood en nabij-infrarood licht (630 nm en 830 nm) voor een klinisch bewezen zichtbare vermindering van fijne lijntjes en rimpels. De modusduur is 10 minuten. Het aanbevolen gebruik is om de dag, gedurende minimaal 8 weken.
- Modus voor verzorging van een onzuivere huid (Fig. 3): De modus voor de verzorging van een onzuivere huid maakt gebruik van een combinatie van blauw en rood licht (415 nm en 630 nm) voor een klinisch bewezen zichtbare vermindering van onzuiverheden en roodheid. De modusduur is 10 minuten. Het aanbevolen gebruik is om de dag, gedurende minimaal 4 weken.

- Dagelijkse glow-modus (Fig. 4): De dagelijkse glow-modus is een combinatie van blauw, rood en nabij-infrarood licht (415 nm, 630 nm en 830 nm) in kortere sessies om de gloed te behouden. Modusduur is 5 minuten. U kunt deze modus om de dag gebruiken, zolang u wilt.

| Modus                                                                                                                                                                                              | Sessie     | Frequentie | Periode            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Modus voor verzorging voor de rijpere huid (Fig. 2)                                                                                                                                                | 10 minuten | Om de dag  | Minstens 8 weken   |
| Modus voor verzorging van een onzuivere huid (Fig. 3)                                                                                                                                              | 10 minuten | Om de dag  | Minstens 4 weken   |
| Zodra u het gewenste resultaat hebt bereikt met de modus voor verzorging voor de rijpere huid en/of de modus voor de verzorging van een onzuivere huid, kunt u de dagelijkse glow-modus gebruiken. |            |            |                    |
| Dagelijkse glow-modus (Fig. 4)                                                                                                                                                                     | 5 minuten  | Om de dag  | Zolang u maar wilt |

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dit tweedelige masker kan op drie verschillende manieren worden gebruikt: voor een sessie van het hele gezicht, een gerichte sessie van de oogcontouren of een gerichte sessie van de hals.

- Het hele gezicht (Fig. 5): Gebruik beide delen van het masker die aan elkaar vastzitten. Lijn het onderste deel van het masker uit met het bovenste deel. Het onderste deel hecht zich met magneten aan het bovenste deel. Gebruik het masker in combinatie met de hoofdband van het masker.
- Rond de ogen (Fig. 6): Gebruik alleen het bovenste deel van het masker. Gebruik dit deel in combinatie met de hoofdband van het masker.
- Hals (Fig. 7): Gebruik alleen het onderste deel van het masker. Gebruik dit deel in combinatie met de nekbanden.



## AAN DE SLAG

**Lees voordat u het Philips LED-masker voor het eerst gebruikt, aandachtig de bijsluiter met belangrijke veiligheidsinformatie en het hoofdstuk 'Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties' in de gebruiksaanwijzing.**

## HUIDTEST

Voordat u het apparaat voor het eerst op uw gezicht of hals gebruikt, moet u uw huid op de volgende manier testen op lichtgevoeligheid:

- 1 Zorg ervoor dat uw huid schoon en droog is.
- 2 Plaats het masker op de huid, bij voorkeur op uw arm, de rug van uw hand of de binnenkant van uw dij, waarbij het LED-licht in de richting van uw huid schijnt (Fig. 8).
- 3 Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop minimaal 2 seconden ingedrukt te houden (Fig. 9).

- 4 Laat het apparaat een volledige sessie in elke modus afronden. Het LED-masker schakelt automatisch uit na de sessie.

**Het is normaal dat het masker warm aanvoelt op de huid. Als uw huid op enig moment tijdens de sessie te warm aanvoelt of oncomfortabel aanvoelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.**

- 5 Na deze volledige gebruikssessie moet u minstens 6 uur wachten. Als u bijwerkingen hebt (zoals roodheid of jeuk), is uw huid niet geschikt voor sessies met het LED-masker. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van Philips in uw land ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## OPLADEN

Laad de controller op vóór het eerste gebruik en wanneer de batterij leeg is.

- 1 Steek één uiteinde van de USB-C-kabel in de controller (Fig. 10).

- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-C-kabel aan op een universele USB-C-adapter (niet meegeleverd) (Fig. 11).
- 3 Steek de USB-C-adapter in een geschikt stopcontact (100-240V) (Fig. 12).
- 4 Tijdens het opladen knippert het batterij-indicatielampje wit (Fig. 13) om aan te geven dat de controller wordt opgeladen.
- 5 Het duurt maximaal 6 uur om de controller volledig op te laden. De batterij is volledig opgeladen wanneer het batterij-indicatielampje continu groen brandt (Fig. 14).
- 6 Koppel na het opladen de controller los van de USB-C-kabel en haal de adapter uit het stopcontact (Fig. 15).

## BATTERIJSTATUSINDICATOR

De controller geeft de batterijstatus weer tijdens het selecteren van de modus en nadat het apparaat is uitgeschakeld. Tijdens de sessie wordt de batterijstatus alleen weergegeven als de batterij bijna leeg is.

- Continu brandend oranje lampje wanneer u het apparaat inschakelt (Fig. 16): De batterij is bijna leeg en het apparaat wordt binnen 30 seconden uitgeschakeld.
- Knippert oranje tijdens gebruik (Fig. 17): de batterij is bijna leeg. Het masker kan worden uitgeschakeld voordat de sessie is voltooid.
- Brandt groen (Fig. 14): de batterij is voldoende opgeladen om het apparaat van stroom te voorzien.

## HET PHILIPS REAURA LED-MASKER GEBRUIKEN

**Waarschuwing: Houd het LED-masker, de controller, de USB-kabel en de USB-adapter (niet meegeleverd) droog. (Fig. 18)**

**Gebruik het masker niet vaker dan één keer per twee dagen.**

**Als je langdurige of ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan met het gebruik van het masker.**

- 1 Pak het apparaat uit. Het apparaat kan gedeeltelijk zijn opgeladen, maar wij raden aan het voor het eerste gebruik volledig op te laden.
- 2 Voer de huidtest uit voordat u het LED-masker voor het eerst op uw gezicht of hals gebruikt.
- 3 Begin met een schoon, droog gezicht.

**Waarschuwing: Zorg ervoor dat de huid waarop u het LED-masker gebruikt, vrij is van parfum, antibacteriële zeep, deodorant, producten op basis van petroleum en producten die retinol bevatten.**

- 4 Zorg voor een zo comfortabel mogelijke pasvorm van het masker door rekening te houden met het volgende:

- De hoofdband kan op twee verschillende plaatsen door het masker worden geregen, zodat het masker geschikt is voor verschillende gezichtsvormen en -maten. De hoge opening aan de bovenkant van het masker is bedoeld voor bredere gezichten (Fig. 19). De onderste opening aan de bovenkant van het masker is bedoeld voor smallere gezichten (Fig. 20).
- Verplaats de band aan de achterkant van uw hoofd iets naar beneden of naar boven (Fig. 21) om de hoek te vinden waarbij het masker het meest comfortabel op uw gezicht zit.
- Stel de band aan beide zijden van het masker (Fig. 22) en niet slechts aan één kant van het masker af.
- Als het masker oncomfortabel zit, verwijder dan de band volledig van het masker en bevestig die aan de andere bevestigingspunten.
- Het masker moet goed aansluiten, maar niet te strak om uw gezicht zitten.
- Door uw haar in een lage paardenstaart te dragen, kunt u de band gemakkelijker op de juiste plaats brengen en afstellen.

Opmerking: Als u alleen het onderste deel van het masker wilt gebruiken, gebruik dan de twee kleine banden (Fig. 23).

- 5 Sluit de opgeladen controller met de meegeleverde USB-C kabel aan op het masker.
  - Wanneer u beide delen of alleen het onderste deel van het masker gebruikt, steek dan de USB-C-adapter in de aansluiting aan de onderkant van het masker (Fig. 24).
  - Wanneer u alleen het bovenste deel van het masker gebruikt, steekt u de USB-C-adapter in de aansluiting aan de bovenkant van het masker (Fig. 25).
- 6 Zet het masker op uw gezicht.

Opmerking: Dit apparaat is voorzien van ingebouwde oogbeschermers. Bij normaal gebruik van de oogbeschermers kan er roodheid rond uw ogen ontstaan. Enige roodheid is normaal en zou binnen 5 tot 10 minuten na gebruik van het apparaat moeten verdwijnen.

- 7 Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop minimaal 2 seconden ingedrukt te houden (Fig. 9). Het batterij-indicatielampje gaat branden om de batterijstatus aan te geven.

**Waarschuwing: Schakel het masker pas in als het correct en stevig op uw gezicht is geplaatst. Kijk niet rechtstreeks in de LED's wanneer het masker is ingeschakeld. Gebruik het masker alleen als de LED's niet zijn beschadigd. Pas de positie van het masker aan als het LED-lampje tijdens het gebruik in uw ogen schijnt.**

- 8 Druk één of meer keren kort op de aan/uit-knop om de gewenste modus te selecteren (Fig. 26):
  - Modus voor verzorging voor de rijpe huid (Fig. 2)
  - Modus voor verzorging van een onzuivere huid (Fig. 3)
  - Dagelijkse glow-modus (Fig. 4)
- 9 Als u niet opnieuw op de aan/uit-knop drukt, wordt de laatst geselecteerde modus na 2 seconden automatisch gestart.

**10** Het lampje van de geselecteerde modus knippert 5 keer (Fig. 27).

Opmerking: Zolang het lampje knippert, kunt u de geselecteerde modus wijzigen door op de aan/uit-knop te drukken.

**11** Wanneer het lampje van de geselecteerde modus stopt met knipperen, gaan de LED's in het masker branden en wordt de sessie gestart.

Opmerking: Als de batterij tijdens de sessie bijna leeg is, begint het batterijlampje oranje te knipperen. Het masker kan worden uitgeschakeld voordat de sessie is voltooid.

**12** De lampjes op de controller geven de voortgang van de sessie aan (Fig. 28). Wanneer de sessie wordt gestart, branden alle vier de voortgangslampjes en knippert het bovenste lampje langzaam. Na een kwart van de sessie gaat het bovenste lampje uit. Het lampje daaronder begint te knipperen en gaat na een kwart van de sessie uit. En zo verder, totdat het onderste lampje uitgaat om het einde van de sessie aan te geven.

Opmerking: Als u de sessie wilt onderbreken, drukt u één keer op de aan/uit-knop. De moduslampjes beginnen te knipperen in de kleur van de geselecteerde modus (Fig. 29). Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de sessie voort te zetten.

**13** Het LED-masker schakelt automatisch uit na de sessie. Het batterij-indicatielampje gaat branden om de batterijstatus aan te geven.

**14** Zodra de sessie is afgelopen, neem u het masker af en gaat u verder met uw dagelijkse huidverzorgingsroutine.

**15** Reinig het masker na elk gebruik.

**16** Bewaar het apparaat in het meegeleverde etui op een koele, droge en veilige plaats. Bewaar het apparaat gedurende lange tijd met een volledig opgeladen batterij.

## HET PHILIPS REAURA LED-MASKER SCHOONMAKEN

**Waarschuwing: Houd het LED-masker, de controller, de USB-kabel en de USB-adapter (niet meegeleverd) droog. (Fig. 18) Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van alcohol op onderdelen van het masker en de controller. Gebruik geen perslucht, schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.**

**1** Zorg ervoor dat het masker is uitgeschakeld en is losgekoppeld van de stroombron.

- 2** Reinig het apparaat na elk gebruik aan de binnen- en buitenkant met een vochtige of droge microvezeldoek of met een antibacterieel doekje zonder alcohol:
- Veeg de binnenkant van het masker af met een vochtige of droge doek (Fig. 30).
  - Veeg de buitenkant van het masker af met een vochtige of droge doek (Fig. 31).
- 3** Laat het apparaat volledig aan de lucht drogen voordat u het weer gebruikt of oplaadt.

## ONDERSTEUNING

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



## WITAMY W ŚWIECIE ŚWIATŁA I PIĘKNA!

Światło zawsze było symbolem odnowy — a teraz dosłownie oświeśla drogę do lepszej kondycji skóry. Sesje terapii światłem LED (Light Emitting Diode), niegdyś dostępne wyłącznie w zaawansowanych technologicznie klinikach dermatologicznych, niepostrzeżenie stały się jednym z najskuteczniejszych, nieinwazyjnych narzędzi w świecie współczesnych rytuałów pielęgnacyjnych. We wszystkich mediach społecznościowych można zobaczyć te futurystycznie wyglądające maski — za tymi świetlistymi selfie kryje się jednak rzetelna nauka, rozwijana przez dekady.

## PRZEDSTAWIAMY MASKĘ LED NA TWARZ REAURA FIRMY PHILIPS

Z dumą postrzegamy firmę Philips jako synonim innowacji. Od ponad 130 lat firma konsekwentnie poprawia jakość życia, wprowadzając przełomowe innowacyjne rozwiązania.

Teraz z dumą prezentujemy to podejście w maskach na twarz 3 w 1 ReAura, za którymi stoją dziesięciolecia innowacji w dziedzinie technologii LED wprowadzanych przez firmę Philips. Wystarczy używać jej przez 10 minut co drugi dzień, aby cieszyć się zdrowym blaskiem skóry.

## OPIS OGÓLNY (RYS. 1)

- 1 Górna część maski LED na okolice oczu
- 2 Główny pasek maski z zapięciem na rzep
- 3 Dolna część maski LED na podbródek lub szyję
- 4 Paski na kark z zapięciem na rzep
- 5 Przewód USB-C

Uwaga: Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza USB-C do ładowania sterownika (5 V, maks. 2 A).

- 6 Pilot
- 7 Włącznik / przycisk wyboru trybu
- 8 Wskaźnik stanu akumulatorów

- 9 Wskaźniki postępu sesji
- 10 Wskaźnik trybu pielęgnacji skóry z niedoskonałościami
- 11 Wskaźnik trybu pielęgnacji przeciw oznakom starzenia
- 12 Wskaźnik trybu codziennego rozświetlenia skóry
- 13 Etui

Wszystkie rysunki, do których odwołuje się instrukcja obsługi, znajdują się na rozkładanej stronie oraz na wewnętrznej stronie okładki na początku niniejszej broszury.


## SPOSÓB DZIAŁANIA

Wyobraź sobie sesję terapii światłem LED jako subtelną rozmowę z Twoją skórą. Zamiast wykorzystywać ciepło lub substancje chemiczne, stosuje się światło dostarczające energię w postaci różnych barw — czyli długości fal — które przenikają w głąb skóry na różne głębokości. Każda barwa pełni określoną, wyjątkową funkcję:

- Światło czerwone + podczerwone: aby wyraźnie zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek.
- Światło niebieskie + czerwone: aby wyraźnie zmniejszyć widoczność niedoskonałości i zaczerwienienia.
- Światło niebieskie + czerwone + podczerwone: połączenie różnych barw światła, które pozwala utrzymać zdrowy blask skóry.

Korzystanie z maski LED jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Może być ona używana w przypadku większości typów skóry. Nie powoduje pieczenia ani złuszczenia i nie wymaga okresu regeneracji — dlatego stała się chętnie wybieranym rozwiązaniem dla osób, które oczekują efektów bez komplikacji.

Konstrukcja maski pozwala zminimalizować narażenie oczu na bezpośrednie działanie światła LED, umożliwiając swobodne wykonywanie innych czynności podczas sesji, bez dyskomfortu dla oczu.



## SPODZIEWANE EFEKTY

Sesja z użyciem maski LED zwykle trwa 10 minut i przypomina zabieg w spa — żadnego dyskomfortu, po prostu cicha medytacja. Przy regularnym stosowaniu u wielu osób pojawia się efekt zdrowego blasku. Technologia o skuteczności potwierdzonej klinicznie pozwala wyraźnie zmniejszyć widoczność drobnych linii, zmarszczek, zaczerwienienia i niedoskonałości. Kluczem do sukcesu jest systematyczność: podobnie jak w przypadku ćwiczeń, efekty są coraz bardziej widoczne, gdy sesje są regularne.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, PRZECIWWSKAZANIA I POTENCJALNE EFEKTY UBOCZNE

**Urządzenie jest przeznaczone do stosowania u osób zdrowych i na nieuszkodzonej skórze. Przed pierwszym użyciem maski LED firmy Philips dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa (przeciwwskazaniami, środkami ostrożności, efektami ubocznymi i ostrzeżeniami) zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w osobnej ulotce z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie patrz bezpośrednio na światło LED. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić wrażliwość skóry na światło.**

Zalecenia te opierają się na opublikowanych badaniach dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań obowiązujących na dzień druku.

Aby uzyskać aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem [www.philips.com](http://www.philips.com).

**Przy pierwszych oznakach dyskomfortu natychmiast PRZERWIJ korzystanie z urządzenia.**

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W sytuacjach wymienionych poniżej należy zachować szczególną ostrożność, a sposób korzystania z urządzenia może wymagać modyfikacji. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia którejkolwiek z poniższych dolegliwości, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości, zasięgnij porady lekarskiej.

- Niedawno przebyte urazy, zabiegi chirurgiczne lub zabiegi na twarz, w tym podanie neurotoksyn lub wypełniaczy skórnych, mikronakłuwanie, zabiegi laserowe oraz peelingi chemiczne — do czasu pełnego zagojenia się skóry.

- Aktywna faza zakażenia wirusem opryszczki (HSV).
- Przerwanie ciągłości skóry.
- Stosowanie retinolu przed użyciem czerwonego światła LED.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli dotyczy Cię którekolwiek z poniższych przeciwwskazań:

- Występuje u Ciebie bielactwo, melasma lub przebarwienia (zwłaszcza nasilające się pod wpływem nawet niewielkiego podwyższenia temperatury).
- Masz wysypkę skórną (np. łuszczycę lub egzemę), otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny tkanek, infekcje, siniaki lub zmiany nowotworowe w obrębie twarzy, linii włosów, uszu lub szyi.
- Jesteś w ciąży, karmisz piersią, podejrzewasz ciążę lub masz mniej niż 18 lat.

- Występują u Ciebie jakiekolwiek nietypowe odczucia (np. drętwienie).
- Masz nowotwór, guzy lub podejrzané zmiany skórne.
- Masz padaczkę.
- Cierpisz na kardiopatię (chorobę serca), masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie elektroniczne.
- Masz implanty w obrębie twarzy.
- Cierpisz na choroby skóry wywołane wrażliwością na światło (np. toczeń, porfiria), wyprysk fotoalergiczny lub albinizm.
- Cierpisz na schorzenia oczu związane z wrażliwością na światło (np. jaskrę lub genetyczne/wrodzone schorzenia siatkówki), przeprowadzono u Ciebie laserową operację oczu lub wykazujesz dużą nadwrażliwość na światło.
- Przeprowadzono u Ciebie operację usunięcia zaćmy, refrakcyjną wymianę soczewki lub inny zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu naturalnej soczewki oka (z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej lub bez jej wszczepienia).

- Przyjmujesz:
  - leki powodujące nadwrażliwość oczu i/lub skóry na światło;
  - leki stosowane w przypadku trądziku zapalnego o ciężkim przebiegu;
  - retinol, inne leki lub preparaty zwiększające wrażliwość na światło słoneczne lub nadtlenek benzoilu
- Doświadczasz bólów głowy wywoływanych przez światło.
- Masz tatuaże lub makijaż permanentny w obszarze, w którym chcesz używać urządzenia.
- Masz alergię na silikon lub spandeks (elastan).
- Stosujesz perfumy, mydła antybakteryjne, dezodoranty lub produkty na bazie ropy naftowej w obszarze, w którym chcesz użyć urządzenia. Produkty te mogą powodować oparzenia chemiczne pod wpływem światła LED.
- Masz oparzenia skóry lub świeże poparzenia od słońca lub sprzętu do opalania.

- Masz żylaki w obszarze, w którym chcesz użyć urządzenia.
- Masz ciemnobrązowe lub czarne zmiany skórne (np. znamiona, pieprzyki lub brodawki) w obszarze, w którym chcesz użyć urządzenia.

POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE

U niektórych użytkowników mogą wystąpić następujące reakcje, które są typowe podczas stosowania masek LED:

- Doznania skórne: tymczasowe zaczerwienienie, obrzęk, miejscowe ciepło, swędzenie, suchość, łuszczący się naskórek lub łagodny stan zapalny.
- Wzrok i bóle głowy: przejściowe bóle głowy wywołane światłem, suchość oczu, zaczerwienienie, zamglone widzenie lub ogólne podrażnienie.
- Długotrwałe przebarwienia: zmiany koloru skóry lub pigmentu.

Większość tych efektów zwykle jest krótkotrwała i ustępuje w ciągu kilku godzin (zazwyczaj mniej niż 24 godziny). Jeśli objawy się utrzymują, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

TRYBY PRACY

**Stosuj tylko jedną sesję terapii światłem w masce co drugi dzień.**

Maska LED ma trzy tryby pracy:

- Tryb pielęgnacji przeciw oznakom starzenia (rys. 2): W trybie pielęgnacji dla młodego wyglądu skóry wykorzystuje się połączenie światła czerwonego i bliskiej podczerwieni (630 nm i 830 nm), którego skuteczność w zapewnianiu wyraźnego zmniejszenia widoczności drobnych linii i zmarszczek potwierdzono klinicznie. Czas trwania sesji w tym trybie wynosi 10 minut. Zaleca się stosowanie co drugi dzień przez minimum 8 tygodnie.

- Tryb pielęgnacji skóry z niedoskonałościami (rys. 3): W trybie pielęgnacji przeciw zaczerwienieniu wykorzystuje się połączenie światła czerwonego i bliskiego podczerwieni (415 nm i 630 nm), którego skuteczność w zapewnianiu wyraźnego zmniejszenia widoczności niedoskonałości i zaczerwienienia potwierdzono klinicznie. Czas trwania sesji w tym trybie wynosi 10 minut. Zaleca się stosowanie co drugi dzień przez minimum 4 tygodnie.
- Tryb codziennego rozświetlenia skóry (rys. 4): W trybie codziennego rozświetlenia skóry wykorzystuje się połączenie światła niebieskiego, czerwonego i bliskiej podczerwieni (415 nm, 630 nm i 830 nm) w krótszych sesjach, aby utrzymać blask. Czas trwania sesji w tym trybie wynosi 5 minut. Z trybu codziennego rozświetlenia skóry możesz korzystać co drugi dzień tak długo, jak chcesz.

| Tryb                                                                                                                                                                                                           | Sesja     | Częstotliwość  | Cykl                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Tryb pielęgnacji przeciw oznakom starzenia (rys. 2)                                                                                                                                                            | 10 minuty | Co drugi dzień | Co najmniej 8 tygodni  |
| Tryb pielęgnacji skóry z niedoskonałościami (rys. 3)                                                                                                                                                           | 10 minuty | Co drugi dzień | Co najmniej 4 tygodnie |
| Gdy osiągniesz oczekiwane rezultaty w trybie pielęgnacji przeciw oznakom starzenia i/lub trybie pielęgnacji skóry z niedoskonałościami, możesz przejść do korzystania z trybu codziennego rozświetlenia skóry. |           |                |                        |
| Tryb codziennego rozświetlenia skóry (rys. 4)                                                                                                                                                                  | 5 minuty  | Co drugi dzień | Tak długo, jak chcesz  |

OBSZARY STOSOWANIA

Tej dwuczęściowej maski można używać na trzy różne sposoby: do sesji obejmującej całą twarz, sesji ukierunkowanej na okolice oczu lub sesji ukierunkowanej na obszar szyi.

- Cała twarz (rys. 5): Użyj obu części maski połączonych ze sobą. Wyrównaj dolną część maski z częścią górną. Dolna część połączy się z częścią górną za pomocą magnesów. Używaj maski z założonym głównym paskiem.
- Okolice oczu (rys. 6): Używaj tylko górnej części maski. Używaj tej części z założonym głównym paskiem maski.
- Szyja (rys. 7): Używaj tylko dolnej części maski. Używaj tej części z założonymi paskami na kark.

## PIERWSZE KROKI

**Przed pierwszym użyciem maski LED firmy Philips dokładnie zapoznaj się z osobną ulotką zawierającą ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także z rozdziałem „Środki ostrożności i przeciwwskazania” w niniejszej broszurze.**

## TEST NA SKÓRZE

Przed pierwszym użyciem urządzenia na twarzy lub szyi koniecznie zbadaj skórę pod kątem wrażliwości na światło, postępując w sposób opisany poniżej:

- 1 Upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
- 2 Przyłóż maskę do skóry — najlepiej na ramieniu, grzbiecie dłoni lub po wewnętrznej stronie uda, tak aby światło LED było skierowane w stronę skóry (rys. 8).
- 3 Włącz urządzenie, naciskając włącznik przez co najmniej 2 sekundy (rys. 9).
- 4 Oczekaj, aż urządzenie wykona pełną sesję w dowolnym trybie. Maskę LED wyłącza się automatycznie po zakończeniu sesji.

**Odczuwanie ciepła na skórze jest normalnym zjawiskiem. Jeżeli w trakcie sesji poczujesz dyskomfort lub nadmierne rozgrzanie skóry, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.**

- 5 Po wykonaniu pełnej sesji odczekaj co najmniej 6 godzin. Wystąpienie jakichkolwiek skutków niepożądanych (np. zaczerwienienia lub swędzenia) oznacza, że skóra nie jest odpowiednia do sesji z użyciem maski LED. W takim przypadku należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Philips w danym kraju ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem oraz po rozładowaniu akumulatora przeprowadź ładowanie pilota.

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu USB-C do pilota (rys. 10).
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu USB-C do uniwersalnego zasilacza USB-C (brak w zestawie) (rys. 11).
- 3 Podłącz zasilacz USB-C do kompatybilnego gniazdka elektrycznego (100–240V) (rys. 12).
- 4 W trakcie ładowania wskaźnik stanu akumulatora miga na białą (rys. 13), co oznacza, że trwa ładowanie pilota.

- 5 Pełne naładowanie pilota zajmuje do 6 godzin. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik stanu akumulatora świeci na zielono światłem ciągłym (rys. 14).
- 6 Po naładowaniu odłącz pilot od przewodu USB-C i wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego (rys. 15).

## WSKAŹNIKI STANU AKUMULATORA

Stan akumulatora jest wskazywany na pilocie w trakcie wybierania trybu pracy oraz po wyłączeniu urządzenia. W trakcie sesji stan akumulatora jest wyświetlany wyłącznie w przypadku niskiego poziomu naładowania.

- Pomarańczowe światło ciągłe po włączeniu urządzenia (rys. 16): akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, a urządzenie wyłączy się w ciągu 30 sekund.
- Migające pomarańczowe światło w trakcie korzystania z urządzenia (rys. 17): niski poziom naładowania akumulatora. Maskę może się wyłączyć przed zakończeniem sesji.



- Zielone światło ciągle (rys. 14): poziom naładowania akumulatora jest wystarczający do pracy urządzenia.

## SPOSÓB KORZYSTANIA Z MASKI LED REAURA FIRMY PHILIPS

**Ostrzeżenie:** Maskę LED, pilota, przewód USB oraz zasilacz USB (brak w zestawie) należy przechowywać w stanie suchym (rys. 18).

**Stosuj tylko jedną sesję terapii światłem w masce co drugi dzień.**

**Jeśli zauważysz jakiegokolwiek długotrwałe lub poważne działania niepożądane, przerwij korzystanie z maski.**

- 1 Rozpakuj urządzenie. Urządzenie może być częściowo naładowane, zalecamy jednak jego pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

- 2 Przed pierwszym założeniem maski LED na twarz lub szyję wykonaj test na skórze.
- 3 Rozpocznij od czystej i suchej skóry twarzy.

**Ostrzeżenie:** Upewnij się, że na skórze, na której stosowana jest maska LED, nie użyto perfum, mydeł antybakteryjnych, dezodorantów, produktów na bazie ropy naftowej ani produktów zawierających retinol.

- 4 Aby zapewnić jak najbardziej komfortowe dopasowanie maski, uwzględnij następujące kwestie:
  - Na masce są dostępne dwie różne pozycje mocowania głównego paska, co pozwala dopasować maskę do różnych kształtów i wielkości twarzy. W przypadku twarzy o szerszym kształcie zaleca się korzystanie z wyżej położonej szczeliny w górnej części maski (rys. 19). W przypadku twarzy o węższym kształcie zaleca się korzystanie z niżej położonej szczeliny w górnej części maski (rys. 20).

- Przesuń pasek niżej lub wyżej z tyłu głowy (rys. 21), aby znaleźć kąt, pod którym maska będzie najwygodniej spoczywała na twarzy.
- Reguluj pasek po obu stronach maski (rys. 22), a nie tylko po jednej stronie.
- Jeżeli maska nie jest wygodnie dopasowana, całkowicie wyjmij pasek z maski i zamocuj go w alternatywnych szczelinach.
- Maska powinna dobrze przylegać do twarzy, ale nie może być zbyt ciasna.
- Związanie włosów w niski kucyk ułatwia prawidłowe ułożenie i wyregulowanie paska.

**Uwaga:** Jeśli chcesz użyć wyłącznie dolnej części maski, skorzystaj z dwóch małych pasków (rys. 23).

- 5 Podłącz naładowany pilot do maski za pomocą dostarczonego przewodu USB-C.
  - Jeżeli używasz obu części maski lub tylko dolnej części, umieść wtyczkę USB-C w gnieździe w dolnej części maski (rys. 24).

- Jeżeli używasz tylko górnej części maski, umieść wtyczkę USB-C w gnieździe w górnej części maski (rys. 25).

- 6 Załóż maskę na twarz.

**Uwaga:** Urządzenie zawiera wbudowane osłony na oczy. W wyniku normalnego użytkowania tych osłon może wystąpić zaczerwienienie w okolicy oczu. Niewielkie zaczerwienienie jest normalnym zjawiskiem i powinno ustąpić w ciągu 5–10 minut po zakończeniu korzystania z urządzenia.

- 7 Włącz urządzenie, naciskając włącznik przez co najmniej 2 sekundy (rys. 9). Włącza się wskaźnik stanu akumulatora, wskazując poziom naładowania akumulatora.

**Ostrzeżenie:** Włącz maskę dopiero wtedy, gdy została prawidłowo i stabilnie umieszczona na twarzy. Nie patrz bezpośrednio na diody LED, gdy maska jest włączona. Używaj maski wyłącznie wtedy, gdy diody LED nie są uszkodzone.

**W przypadku przedostawania się światła LED do oczu w trakcie korzystania z maski skoryguj jej położenie.**

- 8** Naciśnij krótko włącznik jeden lub kilka razy, aby wybrać żądany tryb (rys. 26):
- Tryb pielęgnacji przeciw oznakom starzenia (rys. 2)
  - Tryb pielęgnacji skóry z niedoskonałościami (rys. 3)
  - Tryb codziennego rozświetlenia skóry (rys. 4)
- 9** Jeżeli nie naciśniesz włącznika ponownie, po 2 sekundach automatycznie uruchomi się ostatni wybrany tryb.
- 10** Kontrolka wybranego trybu zamiga 5 razy (rys. 27).
- Uwaga: Dopóki kontrolka miga, możesz zmienić wybrany tryb, naciskając włącznik.
- 11** Gdy kontrolka wybranego trybu przestaje migać, diody LED w masce włączają się i rozpoczyna się sesja.

Uwaga: Jeżeli w trakcie sesji poziom naładowania akumulatora dojdzie do niskiego, kontrolka akumulatora zacznie migać na pomarańczowo. Maskę może się wyłączyć przed zakończeniem sesji.

- 12** Kontrolki na pilocie wskazują postęp sesji (rys. 28). Po rozpoczęciu sesji świecą się wszystkie cztery kontrolki postępu, a górna kontrolka powoli miga. Po upływie ¼ sesji górna kontrolka gaśnie. Kontrolka poniżej zaczyna migać i gaśnie po upływie kolejnej ¼ sesji. Proces powtarza się dla kolejnych kontrolek, aż zgaśnie dolna kontrolka, co oznacza zakończenie sesji.

Uwaga: Aby wstrzymać sesję, naciśnij włącznik jeden raz. Kontrolki trybu zaczynają migać w kolorze wybranego trybu (rys. 29). Aby wznowić sesję, naciśnij ponownie włącznik.

- 13** Maskę LED wyłącza się automatycznie po zakończeniu sesji. Włącza się wskaźnik stanu akumulatora, wskazując poziom naładowania akumulatora.
- 14** Po zakończeniu sesji zdejmij maskę i przejdź do kolejnych elementów codziennej pielęgnacji skóry.

**15** Czyść maskę po każdym użyciu.

**16** Przechowuj urządzenie w dołączonym etui, w chłodnym, suchym i bezpiecznym miejscu. W przypadku długotrwałego przechowywania urządzenia akumulator powinien być w pełni naładowany.

## CZYSZCZENIE MASKI LED REAURA FIRMY PHILIPS

**Ostrzeżenie: Maskę LED, pilota, przewód USB oraz zasilacz USB (brak w zestawie) należy przechowywać w stanie suchym (rys. 18). Nie stosuj środków chemicznych ani środków czyszczących na bazie alkoholu na żadnych elementach maski i pilota. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, środków ściernych ani żrących płynów.**

- 1** Upewnij się, że maska jest wyłączona i odłączona od wszelkich źródeł zasilania.
- 2** Po każdym użyciu wyczyść zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną lub suchą ściereczką z mikrofibry albo chusteczką antybakteryjną bez zawartości alkoholu.:
  - Przetrzyj wewnętrzną powierzchnię maski wilgotną lub suchą ściereczką (rys. 30).
  - Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię maski wilgotną lub suchą ściereczką (rys. 31).
- 3** Przed ponownym użyciem lub ładowaniem pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

## POMOC TECHNICZNA

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, odwiedź stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



## VÄLKOMMEN TILL LJUSETS OCH SKÖNHETENS VÄRLD!

Ljuset har alltid varit en symbol för förnyelse – och nu lyser det bokstavligen upp vägen till bättre hud. LED-ljusterapi var en gång i tiden endast något som förekom på moderna hudkliniker, men idag har det istället blivit ett av mest självklara, effektiva och icke-invasiva verktygen för moderna skönhetsrutiner. Du har troligtvis sett de futuristiska maskerna på sociala medier – men bakom de lysande selfiebilderna ligger årtionden av forskning.

### UPPTÄCK PHILIPS REAURA LED-MASK

Vi på Philips är stolta över att kalla oss för innovatörer. I över 130 år har vi förbättrat människors liv med ett konstant flöde av nyskapande innovationer.

Vi är nu stolta över att kunna erbjuda resultaten av den här innovationen i 3-i-1-ansiktsmasken ReAura som backas upp av årtionden av Philips-innovation. Använd den i 10 minuter varannan dag och upplev en ny hälsosam lyster.

### ALLMÄN BESKRIVNING (Fig. 1)

- 1 LED-maskens övre del för ögonområdet
- 2 Maskband med spänne med hake och ögla
- 3 LED-maskens nedre del för haka eller hals
- 4 Nackband med spänne med hake och ögla
- 5 USB-C-kabel

Obs! Se till att du använder en lämplig USB-C-nätadapter för att ladda styrenheten (5 V, max. 2 A).

- 6 Styrenhet
- 7 Knapp för på/av och val av läge
- 8 Batterinivålampa

- 9 Förloppslampor för session
- 10 Lampa för läget för skönhetsfläckar
- 11 Lampa för Age Care-läget
- 12 Lampa för dagligt ljusläge
- 13 Fodral

Alla siffror som anges i den här användarhandboken finns på utvikbara sidan och insidan av omslaget längst fram i detta häfte.


### SÅ HÄR FUNGERAR DEN

Du kan se en LED-ljussession som en lugn pratstund med huden. I stället för att använda värme eller kemikalier ger ljuset energi i form av olika färger – eller våglängder – som tränger in i huden på varierande djup. Varje färg har en unik roll:

- Rött + infrarött ljus: för att synbart reducera uppkomsten av fina linjer och rynkor.
- Blått + rött ljus: för att synbart reducera uppkomsten av skönhetsfläckar och rodnad.
- Blått + rött + infrarött ljus: en kombination av olika ljusfärger för att bibehålla din hälsosamma lyster.

Användningen av LED-masken är helt icke-invasiv, smärtfri och lämplig för de flesta hudtyper. Den orsakar inga brännskador, skaver inte och kan användas kontinuerligt – vilket förklarar varför den har blivit en favorit bland dem som vill ha resultat utan avbrott.

Den har utformats för att minimera ögonens exponering för direkt LED-ljus, så att du kan göra annat samtidigt som hudvårdsrutinen pågår utan att det blir ansträngande för ögonen.



## VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG

En session med LED-masken tar vanligtvis 10 minuter och känns som en spiritual – inget obehag, bara lugn meditation. Många människor upplever en hälsosam lyster vid kontinuerlig användning. Den här kliniskt beprövade tekniken ger en synlig reduktion av antalet fina linjer, rynkor, rodnader och akne. Nyckelordet här är konsistens: ungefär som med träning så får du resultat genom regelbundna sessioner.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, KONTRAINDIKATIONER OCH EVENTUELLA BIVERKNINGAR

**Den här apparaten är avsedd att användas av friska personer på intakt hud. Innan du använder Philips LED-masken för första gången ska du läsa all säkerhetsinformation (kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, biverkningar och varningar) i den här användarhandboken och i det separata häftet med säkerhetsinformation. Titta inte direkt in i LED-ljuskällan. Innan du använder apparaten för första gången måste du testa hudens ljuskänslighet.**

De här rekommendationerna baseras på publicerad forskning som rör försiktighetsåtgärder och kontraindikationer som gäller vid datumet för tryckning.

Aktuell information finns på [www.philips.com](http://www.philips.com)

**SLUTA använda apparaten omedelbart vid tecken på obehag.**

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Under dessa omständigheter krävs försiktighet och apparaten kan behöva modifieras. Kontakta läkare om du för närvarande lider av eller misstänker att du lider av något av följande tillstånd eller om du har några frågor.

- Nylig skada, operation eller ansiktsbehandling, inklusive neurotoxin, fillers, mikronålning, laser och kemisk peeling, tills huden har läkt helt.
- Utbrott av herpes simplex-virus
- Skadad hud.
- Användning av retinol före användning av rött LED-ljus.

## KONTRAINDIKATIONER

Använd inte produkten om någon av följande kontraindikationer gäller för dig:

- Du lider av vitiligo, melasma eller hyperpigmentering (särskilt om åkomman förvärras av mild värme).
- Du har hudutslag (t.ex. psoriasis eller eksem), öppna sår, blåsor, lokal vävnadsinflammation, infektion, blåmärken eller tumörer i ansiktet, runt hårfästet, öronen eller halsen.
- Du är gravid, ammar, tror att du eventuellt är gravid eller är under 18 år.
- Du har onormala känsselförnimmelser (t.ex. domningar).
- Du har cancer, tumörer eller misstänkta lesioner.
- Du har epilepsi.
- Du lidar av en hjärtsjukdom eller har pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet.
- Du har implantat i ansiktet.

- Du har en ljuskänslig hudåkomma (t.ex. lupus, porfyri), fotosensitivt eksem eller albinism.
- Du har en ljuskänslig ögonåkomma (t.ex. glaukom, genetisk eller medfödd näthinnesjukdom), har nyligen genomgått ögonlaserkirurgi eller är mycket ljuskänslig.
- Du har genomgått kirurgi av grå starr, linsbyte eller annat kirurgiskt ingrepp som innebär borttagning av ögats naturliga lins (med eller utan intraokulärt linsimplantat).
- Du tar:
  - läkemedel som orsakar ljuskänslighet för ögon och/eller hud
  - läkemedel mot svår inflammatorisk akne
  - retinol, andra solkänsliga läkemedel eller produkter eller bensoylperoxid
- Du lider av ljusutlöst huvudvärk.
- Du har tatueringar eller permanent smink i området där du vill använda apparaten.

- Du är allergisk mot silikon eller spandex (elastan).
- Du använder parfym, antibakteriell tvål, deodorant eller petroleumbaserade produkter i området där du vill använda apparaten. Dessa produkter kan orsaka kemiska brännskador under LED-ljus.
- Du har hud som är brännskadad eller som nyligen har bränts av solen eller solarium.
- Du har åderbräck i området där du vill använda apparaten.
- Du har mörkbruna eller svarta fläckar, till exempel födelsemärken, leverfläckar eller vårtor i området där du vill använda apparaten.

## EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Vissa användare kan uppleva följande reaktioner som är vanliga vid användning av LED-masker:

- Hudreaktioner: tillfällig rodnad, svullnad, lokal värme, klåda, torrhet, fnasighet eller mindre inflammation.

- Synreaktioner och huvudvärk: tillfällig huvudvärk orsakad av ljus, torrhet i ögonen, rodnad, suddig syn eller allmän irritation.
- Långvarig missfärgning: förändringar i hudton eller pigment.

De flesta av dessa effekter är vanligtvis kortvariga och försvinner inom några timmar (i allmänhet mindre än 24 timmar). Om symtomen kvarstår ska du avbryta användningen och uppsöka sjukvård.

## ANVÄNDNINGSLÄGEN

**Använd endast masken för en ljussession varannan dag.**

LED-masken har tre lägen:

- Age Care-läget (Bild 2): Age Care-läget är en kombination av rött och nära infrarött ljus (630 nm och 830 nm) som är kliniskt beprövat och möjliggör en synlig reducering av antalet fina linjer och rynkor. Lägeslängden är tio minuter. Rekommenderad användningen är varannan dag i minst 8 veckor.

- Läget för skönhetsfläckar (Bild 3): Läget för skönhetsfläckar är en kombination av blått och rött ljus (415 nm och 630 nm) som är kliniskt beprövat och möjliggör en synlig reducering av antalet skönhetsfläckar och rodnad. Lägeslängden är tio minuter. Rekommenderad användningen är varannan dag i minst 4 veckor.
- Dagligt ljusläge (Bild 4): Det dagliga ljusläget är en kombination av blått, rött och nära infrarött ljus (415 nm, 630 nm och 830 nm) och används under kortare sessioner så att du kan bevara din lyster. Lägeslängden är fem minuter. Du kan använda det dagliga ljusläget varannan dag så länge du vill.

| Läge                                                                                                                                  | Session    | Frekvens     | Längd            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Age Care-läget (Bild 2)                                                                                                               | 10 minuter | Varannan dag | Minst 8 veckor   |
| Läget för skönhetsfläckar (Bild 3)                                                                                                    | 10 minuter | Varannan dag | Minst 4 veckor   |
| När du har uppnått de önskade effekterna med Age Care-läget och/eller läget för skönhetsfläckar kan du använda det dagliga ljusläget. |            |              |                  |
| Dagligt ljusläge (Bild 4)                                                                                                             | 5 minuter  | Varannan dag | Så länge du vill |

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Den här tvådelade masken kan användas på tre olika sätt för antingen hela ansiktet, ögonområdet eller halsen.

- Hela ansiktet (Bild 5): Använd maskens båda delar hopsatta i varandra. Rikta in maskens nedre del mot den övre delen. Den nedre delen fästs vid den övre delen med magneter. Använd masken tillsammans med maskbandet.

- Ögonområdet (Bild 6): Använd endast den övre delen av masken. Använd den här delen tillsammans med maskbandet.
- Hals (Bild 7): Använd endast den nedre delen av masken. Använd den här delen tillsammans med nackbanden.

## KOM IGÅNG

**Innan du använder Philips LED-mask för första gången ska du läsa det separata häftet med viktig säkerhetsinformation samt kapitlet Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer i det här häftet.**

## HUDTEST

Innan du använder apparaten i ansiktet eller på halsen för första gången måste du testa hudens ljuskänslighet på följande sätt:

- 1 Se till att huden är ren och torr.

- 2 Placera masken mot huden, helst på armen, handens baksida eller på insidan av låret, så att LED-ljuset lyser mot huden (Bild 8).
- 3 Slå på apparaten genom att hålla knappen för på/av intryckt i minst två sekunder (Bild 9).
- 4 Låt apparaten slutföra en hel session i alla lägen. LED-masken stängs av automatiskt efter sessionen.

**Det är normalt att masken känns varm mot huden. Om huden någon gång under sessionen känns för varm eller om du upplever obehag ska du sluta använda apparaten omedelbart.**

- 5 Vänta i minst sex timmar efter en hel session. Om du drabbas av biverkningar (till exempel rodnad eller klåda) lämpar sig inte huden för användning med LED-masken. I sådana fall ska du kontakta Philips kundtjänst i ditt land ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

## LADDNING

Ladda styrenheten innan du använder den första gången och när batteriet är urladdat.

- 1 Sätt in ena änden av USB-C-kabeln i styrenheten (Bild 10).
- 2 Sätt in den andra änden av USB-C-kabeln i en universell USB-C-nätadapter (medföljer inte) (Bild 11).
- 3 Sätt in USB-C-nätadaptern i ett kompatibelt vägguttag (100–240V) (Bild 12).
- 4 Under laddning blinkar batteristatuslampan vitt (Bild 13) för att visa att styrenheten laddas.
- 5 Det tar upp till sex timmar att ladda styrenheten. Batteriet är fulladdat när batteristatuslampan lyser grönt (Bild 14).
- 6 Efter laddning kopplar du bort styrenheten från USB-C-kabeln och tar bort nätadaptern från vägguttaget (Bild 15).

## BATTERISTATUSINDIKATORER

Styrenheten visar batteristatusen under lägesval och efter att apparaten har stängts av. Under sessionen visas batteristatusen endast om batteriet börjar ladda ur.

- Lyser orange när du slår på apparaten (Bild 16): batteriet är nästan urladdat och apparaten stängs av inom 30 sekunder.
- Blinkar orange under användning (Bild 17): batteriet är nästan urladdat. Det kan hända att masken stängs av innan sessionen har slutförts.
- Lyser grönt (Bild 14): batteriet är tillräckligt laddat för att apparaten ska kunna användas.

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU PHILIPS REAURA LED-MASK

**Varning: Håll LED-masken, styrenheten, USB-kabeln och USB-nätadaptern (medföljer inte) torra (Bild 18).**

**Använd endast masken för en ljussession varannan dag.**

**Om du lägger märke till några långvariga eller allvarliga biverkningar ska du sluta använda masken.**

- 1 Packa upp apparaten. Det kan hända att apparaten levereras delvis laddad, men vi rekommenderar att den laddas fullt innan den används för första gången.
- 2 Utför hudtestet innan du använder LED-masken i ansiktet eller på halsen för första gången.

3 Börja med ett rent, torrt ansikte.

**Varning: Se till att huden där du använder LED-masken är fri från parfym, antibakteriell tvål, deodorant, petroleumbaserade produkter och produkter som innehåller retinol.**

4 Genom att tänka på följande kan du se till att masken sitter så bekvämt som möjligt:

- Maskbandet kan placeras på två olika ställen på masken för att passa ansikten i olika former och storlekar. Det övre hålet på den övre delen av masken rekommenderas för bredare ansikten (Bild 19). Det nedre hålet på den övre delen av masken rekommenderas för mindre ansikten (Bild 20).
- Flytta ner eller upp bandet baktill på huvudet (Bild 21) för att hitta den position som gör att masken sitter bekvämt på ansiktet.
- Justera bandet på båda sidorna av masken (Bild 22), inte bara på ena sidan.

- Om masken känns obekväm tar du bort bandet helt från masken och fäster det i de andra hålen.
- Masken ska sitta tätt men inte för hårt mot ansiktet.
- Om du har håret uppsatt i en hästsvans blir det enklare att placera och justera bandet ordentligt.

Obs! Om du bara vill använda den nedre delen av masken använder du de två små banden (Bild 23).

5 Anslut den laddade styrenheten till masken med den medföljande USB-C-kabeln.

- Om du ska använda maskens båda delar eller endast den nedre delen sätter du in USB-C-kontakten i uttaget på maskens nedre del (Bild 24).
- Om du endast ska använda den övre delen av masken sätter du in USB-C-kontakten i uttaget på maskens övre del (Bild 25).

6 Placera masken på ansiktet.

Obs! Apparaten har inbyggda ögonskydd. Normal användning av ögonskydd kan leda till rodnad runt ögonen. Viss rodnad är normalt och bör avta inom 5–10 minuter efter att du har använt apparaten.

7 Slå på apparaten genom att hålla knappen för på/av intryckt i minst två sekunder (Bild 9). Batteristatuslampan tänds för att visa batteriets laddningsstatus.

**Varning: Slå bara på masken när den är placerad på rätt sätt och sitter ordentligt på ansiktet. Titta inte rakt in i lysdioderna när masken är påslagen. Använd bara masken om lysdioderna är oskadda. Justera maskens position om LED-ljuset träffar ögonen under användning.**

8 Tryck på knappen för på/av kort en eller flera gånger för att välja önskat läge (Bild 26):

- Age Care-läget (Bild 2)
- Läget för skönhetsfläckar (Bild 3)
- Dagligt ljusläge (Bild 4)

9 Om du inte trycker på knappen för på/av igen startas det senaste valda läget automatiskt efter två sekunder.

10 Lampan för det valda läget blinkar fem gånger (Bild 27).

Obs! Så länge lampan blinkar kan du fortfarande ändra det valda läget genom att trycka på knappen för på/av.

11 När lampan för det valda läget slutar blinka tänds lysdioderna i masken och sessionen börjar.

Obs! Om batterinivån börjar bli låg under sessionen blinkar batterilampan orange. Det kan hända att masken stängs av innan sessionen har slutförts.



**12** Lamporna på styrenheten visar sessionens förlopp (Bild 28). När sessionen startar lyser alla fyra förloppslamporna och den övre lampan blinkar långsamt. Efter en fjärdedel av sessionen slocknar den övre lampan. Lampan under den börjar blinka och slocknar efter ytterligare en fjärdedel av sessionen. Och så fortsätter det tills den nedersta lampan slocknar för att indikera att sessionen är slut.

Obs! Om du vill pausa sessionen trycker du på knappen för på/av en gång. Lägeslamporna börjar pulsera i färgen för det valda läget (Bild 29). Fortsätt sessionen genom att trycka på knappen för på/av en gång till.

**13** LED-masken stängs av automatiskt efter sessionen.  
Batteristatuslampan tänds för att visa batteriets laddningsstatus.

**14** När sessionen är slut tar du av masken och fortsätter med din dagliga hudvårdsrutin.

**15** Rengör masken efter varje användning.

**16** Förvara apparaten i den medföljande påsen på en sval, torr och säker plats. Om apparaten ska förvaras under längre tid ska batteriet vara fulladdat.

## RENGÖRING AV PHILIPS REAURA LED-MASK

**Varning: Håll LED-masken, styrenheten, USB-kabeln och USB-nätadaptern (medföljer inte) torra (Bild 18). Använd inte kemiska eller alkoholbaserade rengöringsmedel på några delar av masken eller styrenheten. Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för att rengöra apparaten.**

**1** Se till att masken är avstängd och att den inte är ansluten till någon strömkälla.



- 2** Efter varje användningstillfälle rengör du apparatens in- och utsida med en fuktig eller torr mikrofiberduk eller med en icke-alkoholbaserad antibakteriell torkduk:
- Torka maskens insida med en fuktig eller torr trasa (Bild 30).
  - Torka maskens utsida med en fuktig eller torr trasa (Bild 31).
- 3** Låt apparaten lufttorka helt innan du använder eller laddar den igen.

## SUPPORT

Om du behöver support eller information kan du besöka oss på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).











**Important safety information**  
Only use the product for its intended household purpose. Read this important information carefully (Fig. 1) before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

#### CONTRAINDICATIONS

Do not use if any of the following contraindications applies to you:

- You have vitiligo, melasma or hyperpigmentation (especially if exacerbated by mild warmth).
- You have skin rash (e.g. psoriasis or eczema), open wounds, blisters, local tissue inflammation, infection, bruises, or tumors on the face, hairline, ears or neck.
- You are pregnant, nursing, maybe pregnant, or if you are under the age of 18.
- You have any abnormal sensations (e.g. numbness).
- You have cancer, tumors or suspicious lesions.
- You have epilepsy.
- You have cardiopathy (heart disease), a pacemaker or other implanted electronic device.
- You have implants in the face.
- You have light sensitive skin disorder (e.g. lupus, porphyria), photosensitive eczema or albinism.
- You have a photosensitive disorder of the eyes (e.g. glaucoma or genetic/ congenital retinal conditions), have had recent laser eye surgery, or are extremely sensitive to light.
- You have undergone cataract surgery, refractive lens exchange, or any other surgical procedure involving removal of the natural lens of the eye (with or without an intraocular lens implant).
- You are taking:
  - medications that cause light sensitivity of the eyes and/or skin
  - medications for severe inflammatory acne
  - retinol, other sun-sensitive medications or products, or benzoyl peroxide
- You have light-induced headaches.
- You have tattoos or permanent make-up in the area that you wish to use the device on.
- You have an allergy to silicone or Spandex (Elastane).
- You are using perfume, anti-bacterial soaps, deodorants or petroleum-based products in the area you wish to use the device on. These products can cause chemical burns under LED light.
- You have skin that is burned or has been recently burned from sun or tanning equipment.
- You have varicose veins in the area that you wish to use the device on.
- You have dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to use the device on.

#### WARNINGS

- Before using the device, you must carry out a skin test. Please follow the instructions in the the user manual.
- To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, max. 2 A. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country. Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. Philips is not responsible for damages that may occur due to the use of third-party chargers.
- Keep the LED mask, the controller, the USB cable and the USB supply unit (not provided) dry (Fig. 2).
- The device is not waterproof. Only charge and use the device indoors in a well-ventilated, dry location. Do not charge or use the device outdoors, in a bathroom, or within 3 meters of a bathtub, shower or pool or in another moist environment. Do not reach for an appliance that has fallen into or come into contact with water. Unplug immediately. Clean the device according to the instructions in the user manual.
- This device is intended for use by people in good health on intact skin.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- This device and its pouch are not intended for use by children under 18 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device and its pouch.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Never use or charge the device if the USB supply unit (not provided), USB cable, mask or controller is damaged in any way, if the device is not working properly, if it has been dropped or dropped into water, if the housing appears to be degraded or if the transparent silicone layer of the mask is damaged. Inspect all parts for damage before use. Philips is not responsible for damages that may occur due to the use of third-party chargers. Do not attempt to repair or disassemble the device, as this may result in an electric shock or fire.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Do not use the device for more than one light session per day.
- Only switch on the mask when it is placed properly and securely on your face. Do not stare directly into the LEDs when the mask is switched on. Only use the mask if the LEDs are not damaged. Re-adjust the position of the mask if the LED light enters your eyes during use.
- Stop using the device immediately if you experience pain or discomfort beyond what is expected from an ice pack or a hot shower. Discontinue use of the device if it overheats or becomes uncomfortably hot.
- If you notice any prolonged or severe side effects, stop using the mask.
- Do not modify the supply unit.
- Do not use the device or the USB supply unit in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.
- The device should be kept away from radio frequency (RF) equipment and other devices that emit electromagnetic waves to avoid interference.
- Unplug the USB cable and the USB supply unit when you are not using or charging the device. Store away when not in use. Do not stretch the USB cable or place the cable under strain. Do not handle the cable with wet hands.
- Store the device in a cool, dry and safe place. For long-term storage, store the device with a fully charged battery.
- Charge and use the product at a temperature between 0 °C and 30 °C.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Do not use chemical cleaners or alcohol-based cleaners on any parts of the mask and controller.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.

- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries. Do not place a battery near anything that may cause a short circuit, such as coins, keys, or screws in your pocket. A short circuited battery may cause fire and personal injury.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

#### PRECAUTIONS

Due care is required in these circumstances and device use may need to be modified. Consult a medical professional if you currently have or suspect you may have any of the following conditions or if you have any questions.

- Recent injury, surgery, or facial treatment including neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser and chemical peel until the skin has fully healed.
- Current herpes simplex virus breakout
- Broken skin.
- Retinol application before use of red LED light.

#### POTENTIAL SIDE EFFECTS

Some users may experience the following reactions, which are common when using LED masks:

- Skin sensations: temporary redness, swelling, local warmth, itchiness, dryness, flakiness or minor inflammation.
- Vision and headaches: temporary light-induced headaches, eye dryness, redness, blurred vision or general irritation.
- Prolonged discoloration: changes in skin tone or pigment.

Most of these effects are usually short-lived and resolve within hours (generally less than 24 hours). If symptoms persist, discontinue use and consult a healthcare professional.

#### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

#### Warranty and support

For all product support, power consumption details and the EU Declaration of Conformity, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Philips offers a 2-year warranty. Warranty exceptions apply. This warranty does not affect your rights as a consumer under law. For more information, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call us.

#### Replacement of battery unit

The battery unit is replaceable. For information about how to replace it, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Recycling

This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3). Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

#### Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.**

**When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.**

**To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.**

- 1 Remove the screw in the back of the controller with a screwdriver.
- 2 Slide the battery compartment cover off the controller housing.
- 3 Remove the battery unit from the controller.

#### Explanation of symbols

|  |                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | This symbol identifies the manufacturer of the product: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.                                                         |
|  | This symbol means that you have to read the user manual carefully before use and to save the user manual for future reference (Fig. 1).                                                             |
|  | This symbol means that the manufacturer has taken all necessary measures to ensure that the product complies with the applicable safety legislation for distribution within the European Community. |
|  | This symbol means that the user should read this leaflet before use because it contains important safety information such as contraindications, warnings and precautions.                           |
|  | This symbol means that the device is in accordance with UK directives on health, safety and environmental protection standards.                                                                     |
|  | This symbol indicates the unique device identifier.                                                                                                                                                 |
|  | This symbol indicates the serial number of the device.                                                                                                                                              |
|  | Indicates manufacturer's catalog number of the product.                                                                                                                                             |
|  | This symbol means that you have to keep the LED mask, the controller, the USB cable and the USB supply unit (not provided) dry.                                                                     |
|  | This symbol means that the device has been manufactured in China.                                                                                                                                   |
|  | This symbol means that the device is protected against solid objects over 12.5 mm in diameter and vertical water droplets when the device is tilted 15°.                                            |
|  | This symbol indicates the manufacturing date of the device.                                                                                                                                         |
|  | This symbol means the separate collection of waste electrical and electronic equipment.                                                                                                             |

#### Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

| Problem                                              | Possible cause                      | Solution                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| The charging light on the controller does not go on. | The battery level is low.           | Charge the controller with the USB-C cable provided. |
|                                                      | The device is faulty.               | Contact the Consumer Care Center in your country.    |
| The battery does not charge.                         | The USB-C supply unit is defective. | Replace the USB-C supply unit.                       |
|                                                      | The USB-C cable is defective.       | Replace the USB-C cable.                             |
|                                                      | The battery is defective.           | Contact the Consumer Care Center in your country.    |

| Problem                                                                   | Possible cause                                               | Solution                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| The LED lights of the mask do not switch off after the session has ended. | The device is faulty.                                        | Contact the Consumer Care Center in your country.                        |
| The mask, controller, packaging or USB-C cable is damaged in any way.     |                                                              | Do not use the device. Contact the Consumer Care Center in your country. |
| Only part of the mask lights up.                                          | The connection between the components of the mask is faulty. | Contact the Consumer Care Center in your country.                        |

#### Technical specifications

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model number                      | LTM7100                                                                                  |
| Operating temperature             | 0 °C - 30 °C                                                                             |
| Operating humidity                | 0 % - 85 % relative humidity                                                             |
| Storage and transport temperature | -10 °C - 50 °C                                                                           |
| Maximum storage humidity          | 0 % - 85 % relative humidity                                                             |
| Electrical output                 | 3.6 V                                                                                    |
| LEDs                              | Blue: 415 nm ± 10 nm<br>Red: 630 nm ± 10 nm<br>Near-infrared: 830 nm ± 10 nm             |
| Mode duration                     | Age care mode: 10 minutes<br>Blemish care mode: 10 minutes<br>Daily glow mode: 5 minutes |

### Nederlands

#### Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik het product alleen voor het beoogde huishoudelijke doel. Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door (Fig. 1) voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar deze informatie om deze later indien nodig te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaaren of ernstig letsel.

#### CONTRA-INDICATIES

Gebruik dit product niet als een van de volgende contra-indicaties op u van toepassing is:

- U hebt vitiligo, melasma of hyperpigmentatie (vooral als deze aandoeningen verergeren door milde warmte).
- U hebt huiduitslag (bijv. psoriasis of eczeem), open wonden, blaren, plaatselijke weefselontsteking, infecties, blauwe plekken of gezwellen in het gezicht, bij de haarlijn, op de oren of in de nek.
- U bent zwanger, geeft borstvoeding, bent mogelijk zwanger of bent jonger dan 18 jaar.
- U ervaart abnormale sensaties (bijv. gevoelloosheid).
- U hebt kanker, tumoren of verdachte laesies.
- U hebt epilepsie.
- U hebt een hartziekte, een pacemaker of een ander geïmplantereerd elektronisch apparaat.
- U hebt implantaten in het gezicht.
- U hebt een lichtgevoelige huidaandoening (bijvoorbeeld lupus of porfyrie), lichtgevoelig eczeem of albinisme.
- Je hebt een lichtgevoelige oogaandoening (bijvoorbeeld glaucoom of een genetische of aangeboren aandoening van het netvlies), hebt onlangs een ooglaserbehandeling ondergaan of bent extreem gevoelig voor licht.
- U hebt een staaroperatie, een refractieve lensvervanging of een andere chirurgische ingreep ondergaan waarbij de natuurlijke ooglens is verwijderd (al dan niet in combinatie met het plaatsen van een intraoculaire lens).
- U gebruikt:
  - geneesmiddelen die lichtgevoeligheid van de ogen en/of de huid veroorzaken
  - geneesmiddelen tegen ernstige inflammatoire acne
  - retinol, andere lichtgevoelige geneesmiddelen of producten of benzoylperoxide
- U hebt last van door licht veroorzaakte hoofdpijn.
- U hebt tatoeages of permanente make-up daar waar u het apparaat wilt gebruiken.
- U bent allergisch voor siliconen of spandex (elastaan).
- U gebruikt parfum, antibacteriële zeep, deodorant of producten op basis van petroleum daar waar u het apparaat wilt gebruiken. Deze producten kunnen onder LED-licht chemische brandwonden veroorzaken.
- U hebt een verbrande huid of een huid die onlangs is verbrand door de zon of onder een zonnepank.
- U hebt spataderen daar waar u het apparaat wilt gebruiken.
- U hebt donkerbruine of zwarte vlekken, zoals moedervlekken, wratten of andere vlekjes, daar waar u het apparaat wilt gebruiken.

#### WAARSCHUWINGEN

- Voordat u het apparaat gebruikt, moet u een huidtest uitvoeren. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik voor het opladen van het product alleen een gecertificeerde SELV-voedingsadapter (veilige extra lage spanning) met een uitgangsvermogen van 5 V, 1 A of 2 A. Als u hulp nodig hebt bij het vinden van de juiste USB-voeding, neem dan contact op met de Klantenservice in jouw land. Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel. Philips is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van opladers van derden.
- Houd het LED-masker, de controller, de USB-kabel en de USB-adapter (niet meegeleverd) droog. (Fig. 2)
- Het apparaat is niet waterdicht. Laad het apparaat alleen op en gebruik het alleen binnenshuis op een goed geventileerde, droge plek. Laad het apparaat niet op en gebruik het niet buitenshuis, in een badkamer, binnen 3 meter van een bad, douche of zwembad, of in een andere vochtige omgeving. Raak een apparaat dat in het water is gevallen of in contact is gekomen met water niet aan. trek dan direct de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt. Reinig het apparaat volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat is bedoeld voor gezonde mensen op een intacte huid.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Dit apparaat en het bijbehorende etui zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat en het etui gaan spelen.
- Om redenen van hygiëne dient het apparaat slechts door één persoon te worden gebruikt.
- Gebruik of laad het apparaat nooit op als de USB-voeding (niet meegeleverd), de USB-kabel, het masker of de controller op enigerlei wijze beschadigd is, als het apparaat niet naar behoren functioneert, als het gevallen is of in water gevallen is, als de behuizing versleten lijkt of als de doorzichtige siliconenlaag van het masker beschadigd is. Controleer alle onderdelen op beschadigingen voordat u het apparaat gebruikt. Philips is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van opladers van derden. Probeer het apparaat niet te repareren of uit elkaar te halen, aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

- Gebruik de voedingsunit niet in of in de buurt van stopcontacten waar een elektrische luchtverfrisser in zit. Dit kan de voedingsunit onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik het apparaat niet vaker dan één keer per dag.
- Schakel het masker pas in als het correct en stevig op uw gezicht is geplaatst. Kijk niet rechtstreeks in de LED's wanneer het masker is ingeschakeld. Gebruik het masker alleen als de LED's niet zijn beschadigd. Pas de positie van het masker aan als het LED-lampje tijdens het gebruik in uw ogen schijnt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u pijn of ongemak ervaart dat verder gaat dan wat u van een ijspak of een warme douche mag verwachten. Stop met het gebruik van het apparaat als het oververhit raakt of onaangenaam heet wordt.
- Als je langdurige of ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan met het gebruik van het masker.
- Wijzig niets aan de voedingsunit.
- Gebruik het apparaat of de USB-voeding (niet in de aanwezigheid van explosieve atmosferen (gasdampen, stof of brandbare materialen). Er kunnen vonken ontstaan, wat mogelijk brand kan veroorzaken.
- Het apparaat moet uit de buurt worden gehouden van radiofrequentieapparatuur (RF) en andere apparaten die elektromagnetische golven uitzenden, om storing te voorkomen.
- Koppel de USB-kabel en de USB-voeding los wanneer u het apparaat niet gebruikt of oplaadt. Berg het apparaat op wanneer u het niet gebruikt. Rek de USB-kabel niet uit en zorg ervoor dat de kabel niet onder spanning komt te staan. Raak de kabel niet aan met natte handen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge en veilige plaats. Bewaar het apparaat gedurende lange tijd met een volledig opgeladen batterij.
- Laad het product op en gebruik het bij een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C.
- Gebruik geen perslucht, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van alcohol op onderdelen van het masker en de controller.
- Gebruik alleen originele accessoires of verbruiksgoederen van Philips.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Om te voorkomen dat batterijen te heet worden of giftige of gevaarlijk stoffen afgeven, mag u het product en de batterij niet openen, aanpassen, doorboren, beschadigen of uit elkaar nemen. Sluit de batterijen niet kort, laad ze niet te veel op en let bij het opladen op de juiste polariteit. Leg een batterij niet in de buurt van voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken, zoals munten, sleutels of schroeven in uw zak. Een batterij die kortsluiting maakt, kan brand en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Spoel onmiddellijk met water en roep medische hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen.

#### VOORZORGSMAATREGELEN

- In deze omstandigheden is de nodige voorzichtigheid geboden en kan het nodig zijn het gebruik van het apparaat aan te passen. Raadpleeg een arts als u momenteel een van de volgende aandoeningen hebt of vermoedt dat u die hebt, of als u vragen hebt.
  - Recente verwondingen, operaties of gezichtsbehandelingen, waaronder behandelingen met neurotoxine, huidfillers, microneedling, laserbehandelingen en chemische peelings, totdat de huid volledig is genezen.
  - Huidige uitbraak van het herpes simplex-virus
  - Geschonden huid.
  - Het aanbrengen van retinol vóór het gebruik van rood LED-licht.

#### MOGELIJKE BIJWERKINGEN

- Bij sommige gebruikers kunnen de volgende reacties optreden, die vaak voorkomen bij het gebruik van LED-maskers:
  - Huidsensaties: tijdelijke roodheid, zwelling, plaatselijke warmte, jeuk, droogheid, schilfering of lichte ontsteking.
  - Zichtproblemen en hoofdpijn: tijdelijke, door licht veroorzaakte hoofdpijn, droge ogen, roodheid, wazig zien of algemene irritatie.
  - Langdurige verkleuring: veranderingen in huidskleur of pigmentatie.

De meeste van deze bijwerkingen zijn doorgaans van korte duur en nemen binnen enkele uren af (over het algemeen binnen 24 uur). Als de symptomen aanhouden, stop dan met het gebruik en raadpleeg een zorgprofessional.

#### Electromagnetische velden (EMV)

Dit Philips apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

#### Garantie en ondersteuning

Voor alle productondersteuning, details over stroomverbruik en de EU-conformiteitsverklaring kunt u terecht op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Philips biedt 2 jaar garantie. Er zijn uitzonderingen op de garantie van toepassing. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) of ons bellen.

#### De batterij-eenheid vervangen

De batterij-eenheid kan worden vervangen. Ga voor meer informatie over hoe u deze kunt vervangen naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Recyclen

Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid (Fig. 3). Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

#### Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij

De ingebouwde oplaadbare batterij mag alleen door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het apparaat afdankt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg ervoor dat de oplaadbare batterij helemaal leeg is voordat u de batterij verwijderd.

**Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap hanteert om het apparaat te openen en wanneer u de oplaadbare batterij verwijderd.**

**Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.**

**Let erop dat na verwijdering de batterijpolen niet contact maken met metalen voorwerpen (zoals een munt, haarspeld of ring), waardoor de batterijen zouden kortsluiten. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.**

- 1 Draai de schroef aan de achterkant van de controller los met een schroevendraaier.
- 2 Schuif het deksel van de batterijhouder van de behuizing van de controller.
- 3 Verwijder de batterijhouder uit de controller.

#### Uitleg van symbolen

|  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dit symbool geeft de fabrikant van het product aan: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland.                                                                                       |
|  | Dit symbool betekent dat u de gebruikershandleiding zorgvuldig moet doorlezen voordat u het product in gebruik neemt en dat u de gebruiksaanwijzing moet bewaren voor later gebruik (Fig. 1).                           |
|  | Dit symbool geeft aan dat de fabrikant alle nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor distributie binnen de Europese Unie.             |
|  | Dit symbool geeft aan dat het apparaat voldoet aan de Britse richtlijnen inzake gezondheid, veiligheid en milieubescherming.                                                                                            |
|  | Dit symbool geeft de unieke apparaatidentificatie aan.                                                                                                                                                                  |
|  | Dit symbool geeft het serienummer van het apparaat aan.                                                                                                                                                                 |
|  | Dit geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan waarmee het product kan worden geïdentificeerd.                                                                                                                      |
|  | Dit symbool geeft aan dat u het LED-masker, de controller, de USB-kabel en de USB-voeding (niet meegeleverd) droog moet houden.                                                                                         |
|  | Dit symbool geeft aan dat het apparaat in China is vervaardigd.                                                                                                                                                         |
|  | Dit symbool geeft aan dat het apparaat beschermd is tegen vaste voorwerpen met een diameter van meer dan 12,5 mm en tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer het apparaat onder een hoek van 15° wordt gekanteld. |
|  | Dit symbool geeft de productiedatum van het apparaat aan.                                                                                                                                                               |
|  | Dit symbool geeft de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan.                                                                                                                  |
|  | Dit symbool geeft de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan.                                                                                                                  |

#### Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Klantenservice in uw land.

| Probleem                                                                                     | Mogelijke oorzaak                                            | Oplossing                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Het oplaadlampje op de controller gaat niet aan.                                             | De batterij is bijna leeg.                                   | Laad de controller op met de meegeleverde USB-C-kabel.                       |
|                                                                                              | Het apparaat is defect.                                      | Neem contact op met de Klantenservice in uw land.                            |
| De batterij wordt niet opgeladen.                                                            | De USB-C-voeding is defect.                                  | Vervang de USB-C-voeding.                                                    |
|                                                                                              | De USB-C-kabel is defect.                                    | Vervang de USB-C-kabel.                                                      |
|                                                                                              | De batterij is defect.                                       | Neem contact op met de Klantenservice in uw land.                            |
| De LED-lampjes van het masker gaan niet uit nadat de sessie is afgelopen.                    | Het apparaat is defect.                                      | Neem contact op met de Klantenservice in uw land.                            |
| Het masker, de controller, de verpakking of de USB-C-kabel is op enigerlei wijze beschadigd. |                                                              | Gebruik het apparaat niet. Neem contact op met de Klantenservice in uw land. |
| Slechts een deel van het masker licht op.                                                    | De verbinding tussen de onderdelen van het masker is defect. | Neem contact op met de Klantenservice in uw land.                            |

#### Technische gegevens

|                                         |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelnummer                             | LTM7100                                                                                                                                                |
| Gebruikstemperatuur                     | 0 °C - 30 °C                                                                                                                                           |
| Luchtvochtigheid tijdens gebruik        | 0 % - 85 % relatieve vochtigheid                                                                                                                       |
| Temperatuur tijdens opslag en transport | -10 °C - 50 °C                                                                                                                                         |
| Maximale opslagvochtigheid              | 0 % - 85 % relatieve vochtigheid                                                                                                                       |
| Elektrische uitvoer                     | 3,6 V                                                                                                                                                  |
| Leds                                    | Blauw: 415 nm ± 10 nm<br>Rood: 630 nm ± 10 nm<br>Nabij-infrarood: 830 nm ± 10 nm                                                                       |
| Modusduur                               | Modus voor verzorging voor de rijpere huid: 10 minuten<br>Modus voor verzorging van een onzuivere huid: 10 minuten<br>Dagelijkse glow-modus: 5 minuten |



Polski

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie (rys. 1 i 2) niniejszą broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń.

### PRZECIWWYSKAZANIA

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli dotyczy Cię którekolwiek z poniższych przeciwwskazań:
  - Występuje u Ciebie bielactwo, melasma lub przebarwienia (zwłaszcza nasilające się pod wpływem nawet niewielkiego podwyższenia temperatury).
  - Masz wysypkę skórą (np. łuszczyca lub egzema), otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny tkanek, infekcje, siniaki lub zmiany nowotworowe w okolicy twarzy, linii włosów, uszu lub szyi.
  - Jesteś w ciąży, karmisz piersią, podejrzewasz ciężą lub masz mniej niż 18 lat.
  - Występują u Ciebie jakiegokolwiek nietypowe odczucia (np. drętwienie).
  - Masz nowotwór, guzy lub podejrzane zmiany skórne.
  - Masz padaczkę.
  - Cierpisz na kardiopatię (chorobę serca), masz rozrzuśnik serca lub inne wszczonepione urządzenie elektroniczne.
  - Masz implanty w okolicy twarzy.
  - Cierpisz na choroby skóry wywołane wrażliwością na światło (np. toczień, porfiria), wyprysk fotoalergiczny lub albinizm.
  - Cierpisz na schorzenia oczu związane z wrażliwością na światło (np. jaskrę lub genetyczne/wrodzone schorzenia siatkówki), przeprowadzono u Ciebie laserową operację oczu lub wykazujesz dużą nadwrażliwość na światło.
  - Przeprowadzono u Ciebie operację usunięcia żąłny, refrakcyjną zmianę soczewki lub inny zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu naturalnej soczewki oka (z wszczepleniem soczewki wewnątrzgałkowej lub bez jej wszczępienia).
- Przyjmujesz:
  - leki powodujące nadwrażliwość oczu i/lub skóry na światło;
  - leki stosowane w przypadku trądziku zapalnego o ciężkim przebiegu;
  - retinol, inne leki lub preparaty zwiększające wrażliwość na światło słoneczne lub nadtlenek benzoilu
- Doświadczasz bólów głowy wywoływanych przez światło.
- Masz tatuaże lub makijaż permanentny w obszarze, w którym chcesz używać urządzenia.
- Masz alergię na silikon lub spandeks (elastan).
- Stosujesz perfumy, mydła antybakteryjne, dezodoranty lub produkty na bazie ropy naftowej w obszarze, w którym chcesz użyć urządzenia. Produkty te mogą powodować oparzenia chemiczne pod wpływem światła LED.
- Masz oparzenia skóry lub świeże poparzenia od słońca lub sprzętu do opalania.
- Masz zylaki w obszarze, w którym chcesz użyć urządzenia.
- Masz ciemnoniebiesze lub czarne zmiany skórne (np. znamiona, pieprzyki lub brodawki) w obszarze, w którym chcesz użyć urządzenia.

### OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem urządzenia należy przeprowadzić test na skórze. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Do ładowania produktu należy używać wyłącznie certyfikowanego bezpiecznego zasilacza o bardzo niskim napięciu (SELV) o parametrach wyjściowych 5 V, 1 A lub 2 A. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniego zasilacza USB, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Korzystanie z niecertyfikowanego zasilacza może spowodować zagrożenia lub poważne obrażenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z powodu użycia ładowarek innych firm.
- Maszkę LED, pilota, przewód USB oraz zasilacz USB (brak w zestawie) należy przechowywać w stanie suchym (rys. 2).
- To urządzenie nie jest wodoodporne. Ładuj i używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach, w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu. Nie ładuj ani nie używaj urządzenia na zewnątrz, w łazience, w promieniu 3 metrów od wanny, prysznica, basenu lub w innym wilgotnym środowisku. Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody lub miało z nią kontakt. Natychmiast odłącz go od prądu. Czyść urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania u osób zdrowych i na nieszkodzonej skórze.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- To urządzenie i jego etui nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani jego etui.
- Ze względów higienicznych z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba.
- Nigdy nie używaj ani nie ładuj urządzenia, jeśli zasilacz USB (brak w zestawie), kabel USB, maska lub kontroler są uszkodzone w jakikolwiek sposób. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub wpadło do wody, jeśli obudowa wydaje się zniszczona lub jeśli przezroczysta silikonowa warstwa maski jest uszkodzona. Przed użyciem sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z powodu użycia ładowarek innych firm. Nie próbuj naprawiać ani rozmontowywać urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W celu uniknięcia uszkodzenia zasilacza, nie zbliżaj ani nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, do którego jest podłączony odsiewiacz powietrza lub elektrofumigator.
- Przeprowadzaj maksymalnie jedną sesję terapii światłem dziennie.
- Włącz maskę dopiero wtedy, gdy została prawidłowo i stabilnie umieszczona na twarzy. Nie patrz bezpośrednio na diody LED, gdy maska jest włączona. Używaj maski wyłącznie wtedy, gdy diody LED nie są uszkodzone. W przypadku przedostawania się światła LED do oczu w trakcie korzystania z maski skoryguj jej położenie.
- Natychmiast przestań używać tego urządzenia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort oddziałujący na skórę bardziej niż okład z lodu lub gorący prysznic. Przestań używać urządzenia, jeśli się przegrzeje lub stanie się nadmiernie gorące.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek długotrwałe lub poważne działania niepożądane, przernij korzystanie z maski.
- Nie modyfikuj zasilacza.

- Nie używaj urządzenia ani zasilacza USB w atmosferze wybuchowej (opary gazowe, kurz lub materiały łatwopalne). Mogą powstawać iskry, co może wywołać pożar.
- Urządzenie powinno być trzymane z dala od urządzeń radiowych (RF) oraz innych urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, aby uniknąć zakłóceń.
- Odłącz kabel USB i zasilacz USB, gdy nie używasz ani nie ładujesz urządzenia. Schowaj kabel i zasilacz, jeśli nie są używane. Nie rozciągaj kabla USB ani nie obciążaj go. Nie obsługuj kabla mokrymi rękami.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i bezpiecznym miejscu. W przypadku długotrwałego przechowywania urządzenia akumulator powinien być w pełni naładowany.
- Ładuj urządzenie i używaj go w temperaturze od 0 °C do 30 °C.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, środków ściernych ani zrących płynów.
- Nie stosuj środków chemicznych ani środków czyszczących na bazie alkoholu na żadnych elementach maski i pilota.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Philips.
- Trzymaj produkt i akumulatory do niego z dala od ognia ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperat.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie należy otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani demontować urządzenia oraz jego baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do nagrzewania się baterii lub akumulatorów i uwalniania przez nie toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarc i przeładowywać akumulatorów ani ładować ich w odwrotny sposób. Nie umieszczaj akumulatora blisko przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie, takich jak monety, klucze czy śruby w kieszeni. Zwarcie akumulatora może spowodować pożar i obrażenia ciała.
- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W sytuacjach wymienionych poniżej należy zachować szczególną ostrożność, a sposób korzystania z urządzenia może wymagać modyfikacji. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia którejkolwiek z poniższych dolegliwości, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości, zasięgnij porady lekarskiej.

- Niedawno przebyte urazy, zabiegi chirurgiczne lub zabiegi na twarz, w tym podanie neurotoksyn lub wypełniaczy skórnych, mikronakłuwanie, zabiegi laserowe oraz peelingi chemiczne — do czasu pełnego zagojenia się skóry.
- Aktywna faza zakażenia wirusem opryszczki (HSV).
- Przerwanie ciągłości skóry.
- Stosowanie retinolu przed użyciem czerwonego światła LED.

### POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE

U niektórych użytkowników mogą wystąpić następujące reakcje, które są typowe podczas stosowania masek LED:

- Doznania skórne: tymczasowe zaczerwienienie, obrzęk, miejscowe ciepło, swędzenie, suchość, łuszczący się nasórek lub łagodny stan zapalny.
- Wzrok i bóle głowy: przejściowe bóle głowy wywołane światłem, suchość oczu, zaczerwienienie, zamglone widzenie lub ogólne podrażnienie.
- Długotrwałe przebarwienia: zmiany koloru skóry lub pigmentu.

Większość tych efektów zwykle jest krótkotrwała i ustępuje w ciągu kilku godzin (zazwyczaj mniej niż 24 godziny). Jeśli objawy się utrzymują, przernij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

#### Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narazenia na działanie pól elektromagnetycznych.

#### Gwarancja i pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc dotyczącą produktu, informacje o poborze mocy lub poznać treść deklaracji zgodności UE, odwiedź stronę **www.philips.com/support**. Firma Philips udziela 2-letniej gwarancji. Obowiązują wyjątki od gwarancji. Ta gwarancja nie ma wpływu na użytkownika jako konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) lub zadzwoń do nas.

#### Wymiana akumulatora

Akumulator można wymienić. Informacje na temat wymiany znajdują się na stronie **www.philips.com/support**.

### Recykling

Ten symbol (rys. 3) oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

#### Usuwanie wbudowanego akumulatora

Po wyrczeniu urządzenia wbudowany akumulator może zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

**Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.**

**Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.**

**Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścienkami). Nie zwiłajj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.**

- Odkręć śruby z tyłu pilota śrubokrętem.
- Zdejmij pokrywę komory akumulatora z obudowy pilota.
- Wymij akumulator z pilota.

### Objaśnienie symboli

Ten symbol identyfikuje producenta produktu: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holandia.

|  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ten symbol oznacza, że przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość (rys. 1).                                                                    |
|  | Ten symbol oznacza, że producent podjął wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić zgodność produktu z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w zakresie dystrybucji na terenie Wspólnoty Europejskiej.           |
|  | Symbol ten oznacza, że przed użyciem użytkownik powinien zapoznać się z tą ulotką w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, takich jak przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności. |
|  | Ten symbol oznacza, że urządzenie jest zgodne z brytyjskimi wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.                                                                                   |
|  | Ten symbol wskazuje unikalny identyfikator urządzenia.                                                                                                                                                           |
|  | Ten symbol oznacza numer seryjny wyrobu medycznego.                                                                                                                                                              |
|  | Wskazuje numer katalogowy produktu nadany przez producenta.                                                                                                                                                      |
|  | Ten symbol oznacza, że nie wolno zamoczyć maski LED, pilota, kabla USB ani zasilacza USB (brak w zestawie).                                                                                                      |
|  | Ten symbol oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane w Chinach.                                                                                                                                               |
|  | Ten symbol oznacza, że urządzenie jest chronione przed przedostawaniem się ciał stałych o średnicy powyżej 12,5 mm oraz pionowymi kroplami wody, gdy urządzenie jest przechylone pod kątem 15°.                  |
|  | Ten symbol oznacza datę produkcji urządzenia.                                                                                                                                                                    |
|  | Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.                                                                                                 |
|  | Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.                                                                                                 |

### Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.philips.com/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

| Problem                                                                  | Prawdopodobna przyczyna                            | Rozwiązanie                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                    |                                                                                |
| Kontrolka ładowania na pilocie się nie zapala.                           | Poziom naładowania akumulatora jest niski.         | Ładuj pilota za pomocą dołączonego kabla USB-C.                                |
|                                                                          | Urządzenie jest uszkodzone.                        | Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.                        |
| Akumulator nie ładuje się.                                               | Zasilacz USB-C jest uszkodzony.                    | Wymień zasilacz USB-C.                                                         |
|                                                                          | Kabel USB-C jest uszkodzony.                       | Wymień kabel USB-C.                                                            |
|                                                                          | Akumulator jest uszkodzony.                        | Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.                        |
| Diody LED maski nie gasną po zakończeniu sesji.                          | Urządzenie jest uszkodzone.                        | Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.                        |
| Maska, pilot, opakowanie lub kabel USB-C są uszkodzone w dowolny sposób. |                                                    | Nie używaj urządzenia. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. |
| Tylko część maski się świeci.                                            | Połączenie między podzespołami maski jest wadliwe. | Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.                        |

### Dane techniczne

|                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer modelu                                 | LTM7100                                                                                                                                                                   |
| Temperatura podczas pracy:                   | 0 °C–30 °C                                                                                                                                                                |
| Wilgotność podczas pracy                     | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % wilgotność względna                                                                                                              |
| Temperatura przechowywania i transportu      | -10 °C-50 °C                                                                                                                                                              |
| Maksymalna wilgotność podczas przechowywania | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % wilgotność względna                                                                                                              |
| Wyście elektryczne                           | 3,6 V                                                                                                                                                                     |
| Diody LED                                    | Niebieskie: 415 nm ±10 nm <p>Czerwony: 630 nm ±10 nm</p> <p>Światło bliskiej podczerwieni: 830 nm ±10 nm</p>                                                              |
| Czas działania trybu                         | Tryb pielęgnacji przeciw oznakom starzenia: 10 minuty <p>Tryb pielęgnacji skóry z niedoskonałościami: 10 minuty</p> <p>Tryb codziennego rozświetlenia skóry: 5 minuty</p> |

## Svenska

## Viktigt säkerhetsinformation

Använd endast produkten för dess avsedda syfte för hemmabruk. Läs den här viktiga informationen noggrant (Bild 1) innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör. Spara informationen för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvariga skador.

#### KONTRAINDIKATIONER

Använd inte produkten om någon av följande kontraindikationer gäller för dig:

- Du lider av vitiligo, melasma eller hyperpigmentering (särskilt om åkoman försvåras av mild värme).
- Du har hudutslag (t.ex. psoriasis eller eksem), öppna sår, blåsor, lokal vävnadsinflammation, infektion, blåmärken eller tumörer i ansiktet, torr härfäst, örnen eller halsen.
- Du är gravid, ammar, tror att du eventuellt är gravid eller är under 18 år.
- Du har onormala känselörmiddelser (t.ex. domningar).
- Du har cancer, tumörer eller misstänkta lesioner.
- Du har epilepsi.
- Du lider av en hjärtsjukdom eller har pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet.
- Du har implanterat i ansiktet.
- Du har en ljuskänslig hudåkomma (t.ex. lupus, porfyri), fotosensitivt eksem eller albinism.
- Du har en ljuskänslig ögonåkomma (t.ex. glaukom, genetik eller medfödd näthinnesjukdom), har nyligen genomgått ögonlaserkirurgi eller är mycket ljuskänslig.
- Du har genomgått kirurgi av grå star, linsbyte eller annat kirurgiskt ingrepp som innebär borttagning av ögats naturliga lins (med eller utan intraokulärt linsimplantat).
- Du tar:
  - läkemedel som orsakar ljuskänslighet för ögon och/eller hud
  - läkemedel mot svår inflammatorisk akne
  - retinol, andra solkänsliga läkemedel eller produkter eller bensoylperoxid
- Du lider av ljusutlösst huvudvärk.
- Du har tatueringar eller permanent smink i området där du vill använda apparaten.
- Du är allergisk mot silikon eller spandex (elastan).
- Du använder parfym, antibakteriell tvål, deodorant eller petroleumbaserade produkter i området där du vill använda apparaten. Dessa produkter kan orsaka kemiska brännskador under LED-ljus.
- Du har hud som är brännskadad eller som nyligen har bränts av solen eller solarium.
- Du har åderbräck i området där du vill använda apparaten.
- Du har mörkbruna eller svarta fläckar, till exempel födelsemärken, leverfläckar eller vårtor i området där du vill använda apparaten.

#### VARNINGAR

- Innan du använder apparaten måste du utföra ett hudtest. Följ instruktionerna i bruksanvisningen.
- Använd endast en certifierad säkerhetsnätadapter för extra låg spänning (SELV) med utgångseffekt 5 V, 1 A eller 2 A för att ladda produkten. Om du behöver hjälp med att hitta rätt USB-nätadapter kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Användning av en icke-certifierad försörjningsenhet kan orsaka faror eller allvariga skador. Philips ansvarar inte för skador som kan uppkomma till följd av användning av laddare från tredje part.
- Håll LED-masken, styrenheten, USB-kabeln och USB-nätadaptern (medföljer inte) torra (Bild 2).
- Apparaten är inte vattentät. Apparaten får endast laddas och användas inomhus på en torr plats med god ventilation. Du får inte ladda eller använda apparaten utomhus, i ett badrum eller inom tre meter från badkar, dusch eller pool eller i en annan fuktigt miljö. Ta inte i en apparat som fallit i eller kommit i kontakt med vatten.
- Dra ur sladden omedelbart. Rengör apparaten enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Den här apparaten är avsedd att användas av friska personer på intakt hud.
- Apparaten får inte användas av personer med olika funktionsnedsättningar, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten ska användas, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Apparaten och påsen är inte avsedda att användas av barn under 18 år. Förvara apparaten och den tillhörande påsen utom räckhåll för barn.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.
- Apparaten får inte användas eller laddas om USB-nätadaptern (medföljer inte), USB-kabeln, masken eller styrenheten är skadad på något sätt, om apparaten inte fungerar korrekt, om den har tappats i vatten, om höljet verkar vara skadat eller om maskens genomsiktliga silikonlager är skadat. Kontrollera samtliga delar med avseende på skador före användning. Philips ansvarar inte för skador som kan uppkomma till följd av användning av laddare från tredje part. Försök inte reparera eller ta isär apparaten, då det kan leda till elstötar eller brand.
- Använd inte strömförsörjningsenheten i eller i närheten av vägguttag där det finns en elektrisk luftrenare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador på strömförsörjningsenheten.
- Använd inte apparaten för mer än en lussession per dag.
- Så bara på masken när den är placerad på rätt sätt och sitter ordentligt på ansiktet. Titta inte rakt in i lysdioderna när masken är påslagen. Använd bara masken om lysdioderna är oskadda. Justera maskens position om LED-ljuset träffar ögonen under användning.
- Sluta genast använda apparaten om du upplever smärta eller obehag utöver vad som kan förväntas av en ispåse eller en varm dusch. Sluta använda apparaten om den överhettas eller blir obehagligt varm.
- Om du lägger märke till några långvariga eller allvariga biverkningar ska du sluta använda masken.
- Ändra inte nätadaptern.
- Använd inte apparaten eller USB-nätadaptern i närheten av explosiva atmosfärer (gasångor, damm eller brandfarliga material). Gnistor kan uppstå och orsaka brand.
- Apparaten bör hållas borta från radiofrekvensutrustning och andra apparater som sänder ut elektromagnetiska vågor för att undvika störningar.
- Dra ut USB-kabeln och USB-nätadaptern när du inte använder eller laddar apparaten. Lagg undan apparaten när den inte används. Se till att USB-kabeln inte är sträckt eller tånjs. Ta inte i kabeln med blöta händer.
- Förvara apparaten på en sval, torr och säker plats. Om apparaten ska förvaras under längre tid ska batteriet vara fulladdat.
- Ladda och använd produkten i temperaturer mellan 0 och 30 °C.
- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för att rengöra enheten.

- Använd inte kemiska eller alkoholbaserade rengöringsmedel på några delar av masken eller styrenheten.
- Använd endast tillbehör eller förbrukningsartiklar från Philips.
- Utsätt inte produkten eller batterierna för eld och utsätt dem heller inte för direkt solljus eller för höga temperaturer.
- Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugn eller på induktionsplatta.
- För att förhindra att batterierna värms upp eller avger giftiga eller farliga åmnen ska du inte öppna, ändra, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batterierna. Kortslut inte och överladda inte batterierna och ladda inte batterierna med omvänd polaritet. Placera inte ett batteri i närheten av något som kan orsaka kortslutning, t.ex. mynt, nycklar eller skruvar i fickan. Ett kortslutet batteri kan orsaka brand och personskador.
- Undvik kontakt med hud och ögon om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare om detta händer.

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Under dessa omständigheter krävs försiktighet och apparaten kan behöva modifieras. Kontakta läkare om du för närvarande lider av eller misstänker att du lider av något av följande tillstånd eller om du har några frågor.

- Nylig skada, operation eller ansiktsbehandling, inklusive neurotoxin, fillers, mikroålning, laser och kemisk peeling, tills huden har läkt helt.
  - Utbrott av herpes simplex-virus
  - Skadad hud.
  - Användning av retinol före användning av rött LED-ljus.
- #### EVENTUELLA BIVERKNINGAR
- Visa användare kan uppleva följande reaktioner som är vanliga vid användning av LED-masker:
- Hudreaktioner: tillfällig rodnad, svullnad, lokal värme, klåda, torrhet, fnasighet eller mindre inflammation.
  - Synreaktioner och huvudvärk: tillfällig huvudvärk orsakad av ljus, torrhet i ögonen, rodnad, suddig syn eller allmän irritation.
  - Långvarig missfärgning: förändringar i hudton eller pigment.

De flesta av dessa effekter är vanligtvis kortvariga och försvinner inom några timmar (i allmänhet mindre än 24 timmar). Om symptomen kvarstår ska du avbryta användningen och uppsöka sjukvård.

#### Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

### Garanti och support

All produktsupport, information om strömförbrukning och EU-försäkran om överensstämmelse finns på **www.philips.com/support**. Philips erbjuder 2 års garanti. Garantitundtag gäller. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Mer information finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller om du ringer oss.

#### Byte av batterienheten

Batterienheten kan bytas ut. Mer information om hur du byter ut den finns på **www.philips.com/support**.

### Återvinning

Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoptorna (Bild 3). Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

#### Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet

Det inbyggda, laddningsbara batteriet får bara tas bort av en kvalificerad fakten när apparaten kasseras. Se till att apparaten inte är ansluten till eluttag och att batteriet är helt tomt innan du tar ut det.

**Vida nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna apparaten och när du kasserar det laddningsbara batteriet.**

**Se till att händerna, produkten och batterier är torra när du hanterar batterierna.**

**Låt inte batteriernas poler komma i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårspinnen eller ringar) efter borttagning för att förhindra kortslutning. Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.**

- Ta bort skruven på styrenhetens baksida med en skruvmejsel.
- Dra bort locket till batterifacket från styrenhetens hölje.
- Ta bort batterienheten från styrenheten.

### Förklaring av symboler

|  |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Den här symbolen anger produktens tillverkare: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna.                                                                      |
|  | Den här symbolen anger att du måste läsa bruksanvisningen noggrant före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk (Bild 1).                                                             |
|  | Den här symbolen anger att tillverkaren har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten uppfyller kraven i tillämplig säkerhetslagstiftning för distribution inom EU.         |
|  | Den här symbolen anger att användaren bör läsa det här häftet före användning, då det innehåller viktig säkerhetsinformation om till exempel kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. |
|  | Den här symbolen anger att apparaten uppfyller Storbritanniens direktiv om standarder för hälsa, säkerhet och miljösydd.                                                                              |
|  | Den här symbolen anger det unika enhetsidentifieringsnumret.                                                                                                                                          |
|  | Den här symbolen anger enhetens serienummer.                                                                                                                                                          |
|  | Anger tillverkarens katalognummer för produkten.                                                                                                                                                      |
|  | Den här symbolen anger att du måste hålla LED-masken, styrenheten, USB-kabeln och USB-nätadaptern (medföljer inte) torra.                                                                             |
|  | Den här symbolen anger att apparaten är tillverkad i Kina.                                                                                                                                            |
|  | Den här symbolen anger att apparaten är skyddad mot fasta föremål som är över 12,5 mm i diameter och vertikala vattendroppar när apparaten lutas 15°.                                                 |
|  | Den här symbolen anger apparatens tillverkningsdatum.                                                                                                                                                 |
|  | Den här symbolen anger separat insamling av elektrisk och elektronisk avfallstrustning.                                                                                                               |
|  | Den här symbolen anger separat insamling av elektrisk och elektronisk avfallstrustning.                                                                                                               |



| Deutsch |
|---------|
|---------|

## Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Haushaltszweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch (Abb. 1) und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen.

### GEGENANZEIGEN

Nicht verwenden, wenn eine der folgenden Gegenanzeigen auf Sie zutrifft:

- Sie leiden unter Vitiligo, Melasma oder Hyperpigmentierung (insbesondere wenn diese durch leichte Wärme verschlimmert werden).
- Sie haben Hautausschlag (z. B. Psoriasis oder Ekzem), offene Wunden, Blasen, lokale Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals.
- Sie sind schwanger, stillen, könnten schwanger sein oder sind unter 18 Jahre alt.
- Sie haben irgendwelche ungewöhnlichen Empfindungen (z. B. Taubheitsgefühl).
- Sie haben Krebs, Tumore oder verdächtige Läsionen.
- Sie haben Epilepsie.
- Sie leiden an einer Herzerkrankung (Kardiopathie), haben einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät.
- Sie haben Implantate im Gesicht.
- Sie leiden unter einer Lichtempfindlichkeitsstörung der Haut (z. B. Lupus, Porphyrie), lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus.
- Sie leiden an einer Lichtempfindlichkeitsstörung der Augen (z. B. Glaukom oder genetisch bedingte bzw. angeborene Netzhauterkrankungen), haben sich kürzlich einer Laser-Augenoperation unterzogen oder sind extrem lichtempfindlich.
- Sie haben sich einer Kataraktoperation, einem refraktiven Linsenaustausch oder einem anderen chirurgischen Eingriff unterzogen, der die Entfernung der natürlichen Augenlinse beinhaltet (mit oder ohne Implantation einer Intraokularlinse).
- Sie nehmen die folgenden Medikamente ein:
  - Medikamente, die dazu führen, dass die Augen und/oder die Haut besonders lichtempfindlich ist
  - Medikamente gegen schwere, entzündliche Akne
  - Retinol, andere sonnenempfindliche Medikamente oder Produkte oder Benzoylperoxid
- Sie haben lichtbedingte Kopfschmerzen.
- Sie haben Tätowierungen oder Permanent Make-up in dem Bereich, in dem Sie das Gerät verwenden möchten.
- Sie haben eine Allergie gegen Silikon oder Spandex (Elastan).
- Sie verwenden Parfüm, antibakterielle Seifen, Deodorants oder Produkte auf Erdölbasis in dem Bereich, in dem Sie das Gerät anwenden möchten. Diese Produkte können unter LED-Licht chemische Verbrennungen verursachen.
- Sie haben Haut, die verbrannt ist oder kürzlich durch Sonne oder Bräunungsgeräte verbrannt wurde.
- Sie haben Krampfadern in dem Bereich, in dem Sie das Gerät anwenden möchten.
- Sie haben dunkelbraune oder schwarze Flecken wie Muttermale, Leberflecken oder Warzen in dem Bereich, in dem Sie das Gerät anwenden möchten.

### WARNHINWEISE

- Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie einen Hauttest durchführen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein zertifiziertes Sicherheitskleinspannungs(SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, 1 A oder 2 A. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach dem richtigen USB-Netzteil benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land. Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Philips haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern entstehen können.
- Halten Sie die LED-Maske, den Controller, das USB-Kabel und das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) trocken (Abb. 2).
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Das Gerät darf nur in gut belüfteten, trockenen Innenräumen aufgeladen und verwendet werden. Laden oder verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, im Badezimmer oder in einem Umkreis von 3 Metern um eine Badewanne, Dusche oder einen Pool oder in einer anderen feuchten Umgebung. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Personen mit guter Gesundheit und intakter Haut vorgesehen.
- Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Dieses Gerät und seine Tasche sind nicht für die Verwendung durch Kinder unter 18 Jahren vorgesehen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät und seiner Tasche spielen.
- Aus Hygienegründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Das Gerät darf niemals verwendet oder aufgeladen werden, wenn das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), das USB-Kabel, die Maske oder der Controller in irgendeiner Weise beschädigt sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder ins Wasser gefallen ist, wenn das Gehäuse beschädigt zu sein scheint oder wenn die transparente Silikonschicht der Maske beschädigt ist. Überprüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch auf Schäden. Philips haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern entstehen können. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder auseinander zu nehmen, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Luftfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für mehr als eine Lichtsitzung pro Tag.
- Schalten Sie die Maske nur ein, wenn sie richtig und sicher auf Ihrem Gesicht sitzt. Blicken Sie bei eingeschalteter Maske nicht direkt in die LEDs.
- Verwenden Sie die Maske nur, wenn die LEDs nicht beschädigt sind. Passen Sie die Position der Maske an, wenn das LED-Licht während der Verwendung in Ihre Augen fällt.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren, die über das hinausgehen, was bei einer Eispackung oder einer heißen Dusche zu erwarten ist. Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn es überhitzt oder unangenehm heiß wird.
- Stellen Sie die Verwendung der Maske ein, wenn Sie länger andauernde oder schwere Nebenwirkungen bemerken.

- Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor.
- Verwenden Sie das Gerät oder das USB-Netzteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (gasförmige Dämpfe, Staub oder brennbare Materialien). Es können Funken entstehen, die möglicherweise einen Brand verursachen.
- Das Gerät sollte von Hochfrequenzgeräten (HF-Geräten) und anderen Geräten, die elektromagnetische Wellen aussenden, ferngehalten werden, um Störungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie das USB-Kabel und das USB-Netzteil ab, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder aufladen. Bei Nichtgebrauch das Gerät verstauen. Das USB-Kabel nicht dehnen oder unter Spannung setzen. Das Kabel nicht mit nassen Händen anfassen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und sicheren Ort. Für eine langfristige Lagerung bewahren Sie das Gerät mit vollständig aufgeladenem Akku auf.
- Benutzen und laden Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 0 °C und 30 °C.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressiven Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Reinigungsmittel auf Alkoholbasis an Teilen der Maske und des Reglers.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und Akkus nicht in die Mikrowelle oder auf Induktionsherde.
- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf. Legen Sie eine Batterie nicht in die Nähe von Gegenständen, die einen Kurzschluss verursachen können, wie z. B. Münzen, Schlüssel oder Schrauben in Ihrer Tasche. Eine kurzgeschlossene Batterie kann Brände und Verletzungen verursachen.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Unter diesen Umständen ist Vorsicht geboten, und die Verwendung des Geräts muss möglicherweise angepasst werden. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie derzeit unter einer der folgenden Erkrankungen leiden oder vermuten, dass Sie daran leiden, oder wenn Sie Fragen haben.
- Kürzlich erlittene Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbehandlungen, einschließlich Neurotoxine, Hautfüller, Mikronadelung, Laser und chemische Peelings, bis die Haut vollständig verheilt ist.
  - Aktueller Ausbruch des Herpes-simplex-Virus
  - Verletzte Haut
  - Retinol-Anwendung vor der Verwendung von rotem LED-Licht.

### MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Bei einigen Anwendern können die folgenden Reaktionen auftreten, die bei der Verwendung von LED-Masken häufig vorkommen:

- Hautempfindungen: vorübergehende Rötung, Schwellung, lokale Wärmeentwicklung, Juckreiz, Trockenheit, Schuppung oder leichte Entzündung.
- Sicht und Kopfschmerzen: vorübergehende lichtbedingte Kopfschmerzen, trockene Augen, Rötungen, verschwommene Sicht oder allgemeine Reizung.
- Anhaltende Verfärbung: Veränderungen von Hautton oder Pigment.

Die meisten dieser Auswirkungen sind in der Regel vorübergehend und klingen innerhalb von Stunden ab (in der Regel weniger als 24 Stunden). Wenn die Symptome andauern, die Verwendung einstellen und medizinisches Fachpersonal konsultieren.

### Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

### Garantie und Support

Weitere Informationen zum Produktsupport und zum Energieverbrauch sowie die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter **www.philips.com/support**. Philips bietet eine 2-jährige Garantie. Es gelten Ausnahmen von der Garantie. Diese Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.philips.com/support**, oder kontaktieren Sie uns telefonisch.

### Ersatz der Akkueinheit

Die Akkueinheit ist austauschbar. Informationen zum Ersetzen finden Sie unter **www.philips.com/support**.

### Recycling

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3). Besichten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

- Altgeräte/Altakus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
- Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: In die Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben, Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/**, für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: **https://www.bmu.de**

**Rücknahme von Altgeräten**
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

**Diese Händler müssen:**
beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung. Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühi-/ Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

**Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich**
Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglieder beim Sammel- und Verwertungssystem des UfH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe **https://ufh.at/**. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

### Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

**Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.**

**Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.**

**Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.**

- Entfernen Sie die Schraube hinten am Controller mit einem Schraubendreher.
- Schieben Sie die Batteriefachabdeckung vom Controllergehäuse.
- Nehmen Sie die Akkueinheit aus dem Controller heraus.

### Erklärung der Symbole

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dieses Symbol gibt den Hersteller des Produkts an: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Niederlande.                                                                                                |
|    | Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig lesen und die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren müssen (Abb. 1).                                                     |
|    | Dieses Symbol bedeutet, dass der Hersteller alle erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsvorschriften für den Verkauf in der Europäischen Gemeinschafts entspricht. |
|    | Dieses Symbol bedeutet, dass der Anwender diese Packungsbeilage vor der Anwendung lesen sollte, da sie wichtige Sicherheitsinformationen wie Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen enthält.                     |
|    | Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät den britischen Richtlinien zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutzstandards entspricht.                                                                                                 |
|    | Dieses Symbol gibt die eindeutige Geräteerkennung an.                                                                                                                                                                             |
|    | Dieses Symbol gibt die Seriennummer des Geräts an.                                                                                                                                                                                |
|    | Dieses Symbol gibt die Hersteller-Katalognummer des Produkts an.                                                                                                                                                                  |
|   | Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die LED-Maske, den Controller, das USB-Kabel und das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) trocken halten müssen.                                                                       |
|  | Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät in China hergestellt wurde.                                                                                                                                                                |
|  | Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät gegen feste Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm und vertikale Wassertropfen geschützt ist, wenn das Gerät um 15° geneigt ist.                                               |
|  | Dieses Symbol gibt das Herstellungsdatum des Geräts an.                                                                                                                                                                           |
|  | Dieses Symbol bezeichnet die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten.                                                                                                                                               |
|  | Dieses Symbol bezeichnet die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten.                                                                                                                                               |

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: **www.philips.com/support**, und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land.

| Problem                                                                 | Possible cause                                                                                       | Solution                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Die Ladelampe am Controller leuchtet nicht auf.                         | Der Akkustand ist niedrig.                                                                           | Laden Sie den Controller mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.                  |
|                                                                         | Das Gerät funktioniert nicht.                                                                        | Wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.                                |
| Der Akku lädt nicht.                                                    | Das USB-C-Netzteil ist defekt.                                                                       | Ersetzen Sie das USB-C-Netzteil.                                                  |
|                                                                         | Das USB-C-Kabel ist defekt.                                                                          | Ersetzen Sie das USB-C-Kabel.                                                     |
|                                                                         | Der Akku ist defekt.                                                                                 | Wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.                                |
| Die LED-Lampen der Maske schalten sich nach Ende der Sitzung nicht aus. | Das Gerät funktioniert nicht.                                                                        | Wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.                                |
|                                                                         | Die Maske, der Controller, die Verpackung oder das USB-C-Kabel sind in irgendeiner Weise beschädigt. | Verwenden Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land. |
| Nur ein Teil der Maske leuchtet auf.                                    | Die Verbindung zwischen den Teilen der Maske ist defekt.                                             | Wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.                                |

## Technische Daten

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnummer                                 | LTM7100                                                                                                                             |
| Betriebstemperatur                           | 0 °C – 30 °C                                                                                                                        |
| Feuchtigkeit bei Betrieb                     | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % Relative Luftfeuchtigkeit                                                                  |
| Temperaturbereich für Lagerung und Transport | -10 °C – 50 °C                                                                                                                      |
| Maximale Luftfeuchtigkeit                    | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % Relative Luftfeuchtigkeit                                                                  |
| Elektrischer Ausgang                         | 3,6 V                                                                                                                               |
| LEDs                                         | Blau: 415 nm ± 10 nm <p>Rot: 630 nm ± 10 nm</p> <p>Nahinfrarot: 830 nm ± 10 nm</p>                                                  |
| Modusdauer                                   | Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen: 10 Minuten <p>Hautunreinheitenpflege: 10 Minuten</p> <p>Daily Glow-Modus: 5 Minuten</p> |

| Español |
|---------|
|---------|

## Información de seguridad importante

Utilice este producto solo para su finalidad prevista en el hogar. Lea esta información atentamente (Fig. 1) antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, y consérvela para futuras consultas. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves.

### CONTRAINDICACIONES

No lo utilices si te encuentras en alguna de las siguientes contraindicaciones:

- Padeces vitiligo, melasma o hiperpigmentación (especialmente si se agrava con el calor moderado).
- Presentas erupciones cutáneas (por ejemplo, psoriasis o eczema), heridas abiertas, ampollas, inflamación local de los tejidos, infecciones, hematomas o tumores en la cara, la línea del cabello, las orejas o el cuello.
- Estás embarazada, en período de lactancia, podrías estar embarazada o eres menor de 18 años.
- Tienes alguna sensación anómala (p. ej., entumecimiento).
- Tienes cáncer, tumores o lesiones sospechosas.
- Tienes epilepsia.
- Tienes una cardiopatía (enfermedad cardíaca), un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado.
- Tienes implantes en la cara.
- Tienes un trastorno cutáneo con sensibilidad a la luz (p. ej., lupus, porfiria), eczema fotosensible o albinismo.
- Tienes un trastorno fotosensible de los ojos (p. ej., glaucoma o afecciones retinianas genéticas o congénitas), te has sometido recientemente a una cirugía ocular con láser o eres extremadamente sensible a la luz.
- Te has sometido a una operación de cataratas, a una sustitución refractiva del cristalino o a cualquier otra intervención quirúrgica que implique la extracción del cristalino natural del ojo (con o sin implantación de una lente intraocular).
- Estás tomando:
  - medicamentos que provocan sensibilidad a la luz en los ojos o la piel;
  - medicamentos para el acné inflamatorio grave;
  - retinol, otros medicamentos o productos sensibles a la luz solar o peróxido de benzilo
- Padeces dolores de cabeza provocados por la luz.
- Tienes tatuajes o maquillaje permanente en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo.
- Tienes alergia a la silicona o al spandex (elastano).
- Estás utilizando perfume, jabones antibacterianos, desodorantes o productos a base de petróleo en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo. Estos productos pueden provocar quemaduras químicas bajo la luz LED. Tienes la piel quemada o se ha quemado recientemente por el sol o por aparatos de bronceado.
- Tienes varices en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo.
- Tienes manchas marrones oscuras o negras, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas, en la zona en la que deseas utilizar el dispositivo.

### ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar el dispositivo, deberá realizar una prueba en la piel. Sigla las instrucciones del manual de usuario.
- Para cargar el producto, utilice únicamente una unidad de alimentación de muy baja tensión de seguridad (SELV) certificada con una salida nominal de 5 V, 1 A o 2 A. Si necesita asistencia para encontrar la unidad de alimentación USB correcta, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de su país. Utilizar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves. Philips no se hace responsable de los daños que puedan producirse debido al uso de cargadores de terceros.
- Mantén secos la máscara LED, el mando, el cable USB y la unidad de alimentación USB (no incluida) (Fig. 2).
- El dispositivo no es resistente al agua. Cargue y utilice el dispositivo solo en interiores en un lugar seco y bien ventilado. No cargue ni utilice el dispositivo al aire libre, en un cuarto de baño o a menos de 3 metros de una bañera, ducha o piscina o en otro entorno húmedo. No intente cargar un aparato que haya caído o entre en contacto con el agua. desenchúfelo inmediatamente. Cargue el dispositivo según las instrucciones del manual de usuario.
- Este dispositivo está destinado a personas con buena salud y piel intacta.
- Este dispositivo no deben usarlo por personas (adultos o niños) con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, ni quienes carezcan de los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les indique cómo utilizarlo.
- Este dispositivo y su funda no deben ser usados por niños menores de 18 años de edad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo ni con su funda.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el aparato.
- No utilice ni cargue el dispositivo si la unidad de alimentación USB (no suministrada), el cable USB, la máscara o el mando están dañados en modo alguno, si el dispositivo no funciona correctamente, si se ha caído o se ha caído al agua, si la carcasa parece estar deteriorada o si la capa de silicona transparente de la máscara está dañada. Inspeccione todas las piezas para comprobar si hay daños antes del uso. Philips no se hace responsable de los daños que puedan producirse debido al uso de cargadores de terceros. No intente reparar ni desmontar el dispositivo, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice la fuente de alimentación cerca o en tomas de corriente en las que esté o haya estado enchufado un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables.
- No utilice el dispositivo más de una vez al día.
- Enciende la máscara solo cuando esté colocada correctamente y bien sujeta en la cara. No mires directamente a los LED cuando la máscara esté encendida. Utiliza la máscara solo si los LED no están dañados. Vuelve a ajustar la posición de la máscara si la luz del LED te da en los ojos mientras la usas.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si experimenta dolor o molestia por encima de lo que se espera de un paquete de hielo o una ducha caliente.
- Deje de utilizar el dispositivo si se calienta en exceso o si se calienta de forma insoportable.
- Deja de utilizar la máscara si notas algún efecto secundario prolongado o grave.
- No modifique la unidad de alimentación.
- No utilice el dispositivo ni la unidad de alimentación USB en presencia de entornos explosivos (gases gaseosos, polvo o materiales inflamables). Es posible que se generen chispas que pueden provocar un incendio.
- Debe mantener el dispositivo alejado de equipos de radiofrecuencia (RF) y de otros dispositivos que emitan ondas electromagnéticas para evitar interferencias.
- Desenchufe el cable USB y la unidad de alimentación USB cuando no esté utilizando o cargando el dispositivo. Guárdelo cuando no lo utilice. No estire el cable USB ni lo coloque bajo presión. No manipule el cable con las manos húmedas.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y seguro. Si vas a guardar el dispositivo durante un periodo prolongado, asegúrate de que la batería esté completamente cargada.

- Cargue y utilice el producto a una temperatura entre 0 °C y 30 °C.
- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivo para limpiar el aparato.
- No utilices productos de limpieza químicos ni a base de alcohol en ninguna parte de la máscara ni del mando.
- Utilice únicamente accesorios o consumibles originales de Philips.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz directa del sol ni a altas temperaturas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloque aparatos ni pilas en hornos microondas ni sobre placas de inducción.
- Para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no abra, modifique, perforo, dañe ni desmonte el producto ni la batería. No cortocircuite ni sobrecargue las baterías ni las cargue con la polaridad invertida. No coloque la pila cerca de nada que pueda provocar un cortocircuito, como monedas, llaves o tornillos que pueda tener en el bolsillo. Una pila con cortocircuito puede provocar un incendio y lesiones personales.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuaga la zona con agua de forma inmediata y consulta con tu médico.

### PRECAUCIONES

Se recomienda actuar con la debida precaución en estas circunstancias y puede ser necesario modificar el uso del dispositivo. Consulta a un profesional médico si padeces o sospechas que puedes padecer alguna de las siguientes afecciones, o si tienes alguna duda.

- Lesiones recientes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos faciales, incluidos los de neurotoxinas, rellenos dérmicos, microagujas, láser y peelings químicos, hasta que la piel se haya curado por completo.
- Brote actual del virus del herpes simple.
- Piel lesionada.
- Aplicación de retinol antes del uso de la luz LED roja.

### POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Algunos usuarios pueden experimentar las siguientes reacciones, que son habituales al utilizar máscaras LED:

- Sensaciones de la piel: enrojecimiento temporal, hinchazón, calor local, picor, sequedad, descamación o inflamación leve.
- Visión y dolores de cabeza: dolores de cabeza temporales provocados por la luz, sequedad en los ojos, enrojecimiento, visión borrosa o irritación general.
- Decoloración prolongada: cambios en el tono o pigmento de la piel.

La mayoría de estos efectos suelen tener poca duración y se resuelven en horas (normalmente menos de 24 horas). Si los síntomas persisten, deje de utilizar el producto y consulte con un profesional de la salud.

### Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

### Garantía y asistencia

Para obtener asistencia para cualquier producto, información sobre el consumo de energía y la Declaración de conformidad de la UE, visite **www.philips.com/support**. Philips ofrece 2 años de garantía. Se aplican ciertas excepciones a la garantía. Esta garantía no afecta a tus derechos legales como consumidor. Para obtener más información, visita **www.philips.com/support** o llámanos.

### Sustitución de la unidad de batería

La unidad de batería se puede sustituir. Para obtener información sobre cómo sustituirla, visita **www.philips.com/support**.

### Reciclaje

Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar (Fig. 3). Siga la normativa de su país sobre recolección selectiva de productos eléctricos y baterías.

### Eliminación de la batería recargable incorporada

La batería recargable incorporada solo debe ser retirada por un profesional cualificado cuando se deseeche el aparato. Antes de extraer la batería, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la toma de corriente y de que la batería esté completamente descargada.

**Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando maneje herramientas para abrir el aparato y se deshaga de la batería recargable.**

**Al manipular las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secos.**

**Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduzca las baterías en una bolsa de plástico antes de desechalas.**

Peso con pila incluida.

- Quite el tornillo de la parte posterior del mando con un destornillador.
- Deslice la cubierta del compartimento de la pila para quitarla de la carcasa del mando.
- Saque la unidad de batería del mando.

### Explicación de los símbolos

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Este símbolo identifica al fabricante del producto: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Países Bajos.                                                                                  |
|  | Este símbolo significa que debe leer atentamente el manual de usuario antes de utilizar el aparato y que debe conservarlo por si necesitara consultarlo en el futuro (Fig. 1).                                        |
|  | Este símbolo significa que el fabricante ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que el producto cumple con la legislación de seguridad aplicable para su distribución dentro de la Comunidad Europea. |
|  | Este símbolo significa que el usuario debe leer este folleto antes de utilizar el aparato porque contiene información de seguridad importante, como contraindicaciones, advertencias y precauciones.                  |
|  | Este símbolo significa que el dispositivo está de acuerdo con las directivas del Reino Unido sobre salud, seguridad y protección del medioambiente.                                                                   |
|  | Este símbolo indica el identificador único de dispositivo.                                                                                                                                                            |
|  | Este símbolo indica el número de serie del dispositivo.                                                                                                                                                               |
|  | Indica el número de catálogo del fabricante del producto.                                                                                                                                                             |
|  | Este símbolo significa que debe mantener seca la máscara LED, el mando, el cable USB y la unidad de alimentación USB (no suministrada).                                                                               |
|  | Este símbolo significa que el dispositivo se ha fabricado en China.                                                                                                                                                   |
|  | Este símbolo significa que el dispositivo está protegido contra objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro y gotitas de agua verticales cuando el dispositivo está inclinado a 15°.                                |
|  | Este símbolo indica la fecha de fabricación del dispositivo.                                                                                                                                                          |
|  | Este símbolo significa la recogida selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.                                                                                                                        |



|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span></span> | Este símbolo significa la recogida selectiva de residuos de equipos electrónicos y electrónicos. |
| <span></span> | ste símbolo indica cómo se debe clasificar el producto o embalaje.                               |

## Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.philips.com/support** para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

| Problema                                                                         | Posible causa                                                    | Solución                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El indicador de carga del mando no se ilumina.                                   | El nivel de la batería es bajo.                                  | Cargue el mando con el cable USB-C que se proporciona.                                            |
| La batería no se carga.                                                          | El dispositivo está defectuoso.                                  | Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de su país.                            |
|                                                                                  | El cable USB-C está defectuoso.                                  | Sustituya el cable USB-C.                                                                         |
|                                                                                  | La batería está defectuosa.                                      | Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de su país.                            |
| Los indicadores LED de la máscara no se apagan una vez finalizada la sesión.     | El dispositivo está defectuoso.                                  | Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de su país.                            |
| La máscara, el mando, el embalaje o el cable USB-C están dañados en modo alguno. | La conexión entre los componentes de la máscara está defectuosa. | Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de su país.                            |
| Solo se ilumina una parte de la máscara.                                         |                                                                  | No utilice el dispositivo. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de su país. |

## Especificaciones técnicas

|                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo                           | LTM7100                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento              | 0 °C a 30 °C                                                                                                                              |
| Humedad de funcionamiento                  | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % humedad relativa                                                                                 |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | −10 °C a 50 °C                                                                                                                            |
| Humedad máxima de almacenamiento           | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % humedad relativa                                                                                 |
| Salida eléctrica                           | 3,6 V                                                                                                                                     |
| LED                                        | Azul: 415 nm ±10 nm <p>Rojo: 630 nm ±10 nm</p> Infrarrojos cercanos: 830 nm ±10 nm                                                        |
| Duración del modo                          | Modo de cuidado del envejecimiento: 10 minutos <p>Modo de cuidado de imperfecciones: 10 minutos</p> Modo de luminosidad diaria: 5 minutos |

|                        |
|------------------------|
| <span></span>          |
| <b>RECICLA Al Azul</b> |
| <span></span>          |
| <b>Français</b>        |

## Informations de sécurité importantes

N'utilisez le produit que pour l'usage domestique prévu. Lisez attentivement ces informations importantes (Fig. 1) avant d'utiliser le produit, les batteries ainsi que les accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves.

## CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas cet appareil si l'une des contre-indications suivantes vous concerne :

- Vous avez du vitiligo, du mélasma ou de l'hyperpigmentation (surtout si elle s'aggrave au contact d'une chaleur légère).
- Vous avez une éruption cutanée (par ex. psoriasis ou eczéma), des plaies ouvertes, des cloques, une inflammation locale des tissus, une infection, des ecchymoses ou des tumeurs sur le visage, la ligne des cheveux, les oreilles ou le cou.
- Vous êtes enceinte, allaitez, pouvez être enceinte, ou avez moins de 18 ans.
- Vous ressentez des sensations anormales (par ex. engourdissement).
- Vous avez un cancer, des tumeurs ou des lésions suspectes.
- Vous souffrez d'épilepsie.
- Vous avez une cardiopathie (maladie cardiaque), un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique implanté.
- Vous avez des implants au niveau du visage.
- Vous avez une maladie de la peau sensible à la lumière (par ex. lupus, porphyrie), un eczéma photosensible ou de l'albinisme.
- Vous avez une affection des yeux photosensible (par exemple, glaucome ou affection congénitale/génétique de la rétine), vous avez eu une chirurgie laser récente des yeux ou vous êtes extrêmement sensible à la lumière.
- Vous avez subi une intervention chirurgicale de la cataracte, un échange de lentille réfractif ou toute autre intervention chirurgicale entraînant l'élimination de la lentille naturelle de l'œil (avec ou sans implant de lentille intraoculaire).
- Vous prenez :
  - des médicaments provoquant une sensibilité à la lumière des yeux et/ou de la peau ;
  - des médicaments pour l'acné inflammatoire sévère ;
  - du réténol ou tout autre médicament ou produit photosensible ou du peroxyde de benzoyle ;
- Vous souffrez de maux de tête déclenchés par la lumière.
- Vous avez des tatouages ou du maquillage permanent sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Vous êtes allergique au silicone ou au Spandex (élasthanne).
- Vous appliquez du parfum, des savons antibactériens, des déodorants ou des produits à base de pétrole sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil. Ces produits peuvent provoquer des brûlures chimiques sous la lumière LED.
- Votre peau est brûlée ou a été récemment brûlée par le soleil ou un appareil de bronzage.
- Vous avez des varices sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Vous avez des taches brun foncé ou noires, telles que des taches de naissance, grains de beauté ou verrues, sur la zone où vous souhaitez utiliser l'appareil.

## AVERTISSEMENTS

- Avant d'utiliser l'appareil, vous devez effectuer un test cutané. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi.

- Pour charger le produit, utilisez uniquement un bloc d'alimentation certifié sécurité très basse tension (SELV) avec une puissance de sortie de 5 V, 1 A ou 2 A. Si vous avez besoin d'aide pour trouver le bloc d'alimentation USB approprié, contactez le Service Consommateurs de votre pays. L'utilisation d'un bloc d'alimentation non certifié peut provoquer des accidents ou des blessures graves. Philips n'est pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation de chargeurs tiers.
- gardez le masque LED, le contrôleur, le câble USB et le bloc d'alimentation USB (non fourni) au sec (Fig. 2).
- L'appareil n'est pas étanche. Ne chargez et n'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé. Ne chargez pas l'appareil et ne l'utilisez pas à l'extérieur, dans une salle de bain, à moins de 3 mètres d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ni dans tout autre environnement humide. Ne tentez pas de récupérer un appareil tombé dans l'eau ou ayant été en contact avec de l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Nettoyez l'appareil selon les instructions du mode d'emploi.
- Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes en bonne santé sur une peau intacte.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation du produit.
- Cet appareil et sa housse ne sont pas destinés à une utilisation par des enfants de moins de 18 ans. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil ni avec la housse.

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais l'appareil et ne le chargez pas si le bloc d'alimentation USB (non fourni), le câble USB, le masque ou le contrôleur sont endommagés d'une quelconque manière, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé dans l'eau, si le boîtier semble détérioré ou si la couche de silicone transparente du masque est endommagée. Avant utilisation, examinez tous les éléments pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Philips n'est pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation de chargeurs tiers. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil car cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation dans ou à proximité de prises murales qui contiennent un assainisseur d'air électrique, afin d'éviter que le bloc d'alimentation ne subisse des dommages irréversibles.
- N'utilisez pas l'appareil pour plus d'une séance de lumière par jour.
- n'allumez le masque que lorsqu'il est correctement placé sur votre visage. Ne regardez pas directement les LED lorsque le masque est allumé. N'utilisez le masque que si les LED ne sont pas endommagées. Réajustez la position du masque si la lumière LED entre en contact avec vos yeux pendant l'utilisation.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une douleur ou un inconfort supérieur à ce qui est attendu avec une compresse froide ou une douche chaude. Cessez d'utiliser l'appareil s'il surchauffe ou devient trop chaud pour une utilisation confortable.
- Si vous remarquez des effets secondaires prolongés ou graves, cessez d'utiliser le masque.
- Ne modifiez pas le bloc d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil ni le bloc d'alimentation USB en présence d'atmosphères explosives (gaz, fumées, poussières ou matériaux inflammables). Des étincelles peuvent se produire, risquant de provoquer un incendie.
- L'appareil doit être tenu à l'écart des équipements à radiofréquence (RF) et des autres appareils émettant des ondes électromagnétiques afin d'éviter les interférences.
- Débranchez le câble USB et le bloc d'alimentation USB lorsque vous n'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil. Rangez-le lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne tendez pas le câble USB et ne tirez pas dessus. Ne manipulez pas le câble si vous avez les mains mouillées.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sécurisé. Pour un stockage à long terme, rangez l'appareil avec une batterie complètement chargée.
- Le produit doit être chargé et utilisé à une température comprise entre 0 °C et 30 °C.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à recurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyants chimiques ni de nettoyants à base d'alcool sur le masque et le contrôleur.
- Utilisez exclusivement des accessoires ou des consommables Philips d'origine.
- Tenez le produit et la batterie à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas le produit et sa batterie dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction. Afin d'éviter que les piles ne surchauffent ou ne dégagent des substances toxiques ou dangereuses, le produit et les piles ne doivent pas être ouverts, modifiés, percés, endommagés ou démontés. Les piles ne doivent pas être court-circuitées ou surchargées et leur polarité ne doit pas être inversée. Ne placez pas une pile à proximité d'objets susceptibles de provoquer un court-circuit, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des vis dans votre poche. Un court-circuit de la pile risque de provoquer un incendie ou des blessures.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

## PRÉCAUTIONS

Une attention particulière est requise dans les situations suivantes et l'utilisation de l'appareil pourrait nécessiter des ajustements. Consultez un professionnel de santé si vous présentez ou pensez présenter l'une des conditions ci-dessous, ou si vous avez la moindre question :

- Blessure récente, chirurgie ou soin du visage, y compris les neurotoxines, les remplisseurs dermiques, le microneedling, les traitements au laser ou les peelings chimiques, jusqu'à cicatrisation complète de la peau.
- Éruption d'herpès labial active.
- Peau abîmée.
- Application de réténol avant d'utiliser la lumière LED rouge.

## EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

Certains utilisateurs peuvent avoir les réactions suivantes, qui sont courantes avec l'utilisation de masques LED :

- Sensations cutanées : rougeur temporaire, gonflement, chaleur locale, démangeaisons, sécheresse, desquamation ou inflammation mineure.
- Problèmes de vision et maux de tête : maux de tête temporaires provoqués par la lumière, sécheresse des yeux, rougeurs, vision floue ou irritation générale.
- Décoloration prolongée : modification du teint de peau ou des pigments.

La plupart de ces effets sont généralement de courte durée et se résolvent en quelques heures (généralement moins de 24 heures). Si les symptômes persistent, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un professionnel de santé.

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

## Garantie et assistance

Pour l'assistance produit, les détails consommation électrique et la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support**.

Philips offre une garantie de deux ans. Des exceptions à la garantie s'appliquent. Cette garantie n'a aucune incidence sur vos droits légaux de consommateur. Pour plus d'informations, consultez la page [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou appelez-nous.

## Remplacement de la batterie

La batterie est remplaçable. Pour savoir comment la remplacer, consultez le site **www.philips.com/support**.

## Recyclage

Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères (Fig. 3). Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.

## Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée exclusivement par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement vide.

**Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir l'appareil ou retirer la batterie rechargeable.**

**Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous de bien sécher vos mains, le produit et les piles.**

**Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les emballez pas dans du papier d'aluminium. Collez les bornes des piles avec du ruban adhésif ou mettez les piles dans un sac en plastique avant de les jeter.**

- Retirez la vis située à l'arrière du contrôleur à l'aide d'un tournevis.
- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour le retirer du boîtier du contrôleur.
- Retirez la batterie du contrôleur.

## Explication des symboles

Ce symbole identifie le fabricant du produit : Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Pays-Bas.

Ce symbole indique que vous devez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement (Fig. 1).

Ce symbole signifie que le fabricant a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est conforme aux normes de sécurité applicables en matière de distribution au sein de la Communauté européenne.

Ce symbole signifie que l'utilisateur doit lire ce dépliant avant utilisation car il contient des informations importantes relatives à la sécurité, telles que des contre-indications, des avertissements et des précautions à prendre.

Ce symbole signifie que l'appareil est conforme aux directives britanniques en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Ce symbole indique l'identifiant unique de l'appareil.

Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil.

Indique le numéro de catalogue du fabricant du produit.

Ce symbole signifie que vous devez garder le masque LED, le contrôleur, le câble USB et le bloc d'alimentation USB (non fourni) au sec.

Ce symbole signifie que l'appareil a été fabriqué en Chine.

**IP22** Ce symbole signifie que l'appareil est protégé contre les corps solides de plus de 12,5 mm de diamètre et les gouttes d'eau verticales lorsque l'appareil est incliné à 15°.

Ce symbole indique la date de fabrication de l'appareil.

Ce symbole indique la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole indique la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. L'étiquette contient des informations sur les lieux où le produit peut être jeté en France.

Ce symbole indique que le produit ou l'emballage doit être trié ou apporté à un point de recyclage.

## Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support** et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

| Problem                                                                                               | Possible cause                                               | Solution                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant de charge du contrôleur ne s'allume pas.                                                    | Le niveau de batterie est bas.                               | Chargez le contrôleur à l'aide du câble USB-C fourni.                                     |
|                                                                                                       | L'appareil est défectueux.                                   | Contactez le Service Consommateurs de votre pays.                                         |
| La batterie ne se charge pas.                                                                         | Le bloc d'alimentation USB-C est défectueux.                 | Remplacez le bloc d'alimentation USB-C.                                                   |
|                                                                                                       | Le câble USB-C est défectueux.                               | Remplacez le câble USB-C.                                                                 |
| La batterie est défectueuse.                                                                          |                                                              | Contactez le Service Consommateurs de votre pays.                                         |
| Les voyants LED du masque ne s'éteignent pas une fois la séance terminée.                             | L'appareil est défectueux.                                   | Contactez le Service Consommateurs de votre pays.                                         |
| Le masque, le contrôleur, l'emballage ou le câble USB-C est endommagé de quelque manière que ce soit. |                                                              | N'utilisez pas l'appareil. L'emballage doit être trié ou apporté à un point de recyclage. |
| Seule une partie du masque s'allume.                                                                  | La connexion entre les composants du masque est défectueuse. | Contactez le Service Consommateurs de votre pays.                                         |

## Caractéristiques techniques

|                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du modèle                     | LTM7100                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement           | 0 °C - 30 °C                                                                                                                   |
| Humidité de fonctionnement              | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % humidité relative                                                                     |
| Température de stockage et de transport | -10 °C - 50 °C                                                                                                                 |
| Humidité de stockage maximale           | 0 <span> </span> % - 85 <span> </span> % humidité relative                                                                     |
| Sortie électrique                       | 3,6 V                                                                                                                          |
| LED                                     | Bleu <span> </span> : 415 nm ±10 nm <p>Rouge<span> </span>: 630 nm ±10 nm</p> Proche infrarouge <span> </span> : 830 nm ±10 nm |
| Durée du mode                           | Mode soin des signes de vieillissement: 10 minutes <p>Mode soin des imperfections: 10 minutes</p> Mode éclat: 5 minutes        |



Points de collecte sur [www.quefairendesdechets.fr](http://www.quefairendesdechets.fr)



|                 |
|-----------------|
| <b>Italiano</b> |
|-----------------|

## Informazioni di sicurezza importanti

Utilizzate il prodotto solo per l'uso domestico previsto. Prima di utilizzare il prodotto, le batterie e gli accessori, leggere attentamente queste informazioni importanti (Fig. 1) e conservarle per riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi.

## CONTROINDICAZIONI

Evitate l'utilizzo se si verifica una delle seguenti controindicazioni:

- Soffrite di vitiligne, melasma o iperpigmentazione (soprattutto se esacerbata da un leggero calore).
- Presentate eruzioni cutanee (ad es. psoriasi o eczema), ferite aperte, vesciche, infiammazioni dei tessuti locali, infezioni, contusioni o tumori sul viso, sull'attaccatura dei capelli, sulle orecchie o sul collo.
- Siete in gravidanza, state allattando, potreste essere in gravidanza o avete meno di 18 anni.
- Avete sensazioni anomale (ad es. intorpidimento).
- Avete cancro, tumori o lesioni sospette.
- Soffrite di epilessia.
- Soffrite di cardiopatia (malattia cardiaca), avete un pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati.
- Avete protesi facciali.
- Soffrite di disturbi cutanei con sensibilità alla luce (ad es. lupus, porfria), eczema fotosensibile o albinismo.
- Soffrite di un disturbo fotosensibile agli occhi (ad es. glaucoma o patologie genetiche/congenite alla retina), avete subito di recente un intervento laser agli occhi o siete estremamente sensibili alla luce.
- Avete subito un intervento di cataratta, sostituzione del cristallino o qualsiasi altro intervento chirurgico che comporti la rimozione del cristallino naturale dell'occhio (con o senza impianto di lente intraoculare).
- State utilizzando:
  - farmaci che causano sensibilità alla luce negli occhi e/o sulla pelle
  - farmaci per l'acne infiammatoria grave
  - retinolo, altri farmaci o prodotti sensibili al sole, perossido di benzole
- Soffrite di mal di testa indotti dalla luce.
- Avete tatuaggi o trucco permanente nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo.
- Siete allergici al silicone o allo spandex (elastan).
- State utilizzando profumi, saponi antibatterici, deodoranti o prodotti a base di petrolio nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo. Questi prodotti possono causare ustioni chimiche sotto la luce LED.
- Avete la pelle bruciata o che è stata recentemente esposta al sole o ad apparecchiature abbronzanti.
- Avete vene varicose nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo.
- Avete macchie di colore marrone scuro o nero come voglie, né o verruche nell'area su cui desiderate utilizzare il dispositivo.

## AVVERTENZE

- Prima di utilizzare il dispositivo, dovete effettuare un test cutaneo. Seguite le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
- Per ricaricare il prodotto, utilizzate esclusivamente un'unità di alimentazione certificata a bassissima tensione di sicurezza (SELV) con potenza in uscita di 5 V, 1 A o 2 A. Se avete bisogno di assistenza per individuare l'unità di alimentazione USB corretta, contattate il Centro assistenza clienti del vostro Paese. L'utilizzo di un'unità di alimentazione non certificata potrebbe causare pericoli o lesioni gravi. Philips non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso di caricabatterie di terze parti.
- Mantenete asciutti la maschera LED, il controller, il cavo USB e l'unità di alimentazione USB (non in dotazione) (Fig. 2).
- Il dispositivo non è impermeabile. Caricate e utilizzate il dispositivo esclusivamente in ambienti interni, in luoghi ben ventilati e asciutti. Non caricate né utilizzate il dispositivo all'aperto, in bagno, a meno di 3 metri da una vasca da bagno, una doccia o una piscina, né in altri ambienti umidi. Non tentate di recuperare un dispositivo caduto in acqua o entrato in contatto con l'acqua. Scollegate immediatamente la spina dalla presa di corrente. Pulite il dispositivo seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
- Questo dispositivo è destinato all'uso sulla pelle integra da parte di persone in buona salute.
- L'apparecchio non è destinato a persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo dispositivo e la sua custodia non sono destinati all'uso da parte di minori di 18 anni. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo e la sua custodia.
- Per motivi igienici, l'apparecchio deve essere usato da una sola persona.
- Non utilizzate né ricaricate mai il dispositivo se l'unità di alimentazione USB (non in dotazione), il cavo USB, la maschera o il controller presentano danni di qualsiasi tipo, se il dispositivo non funziona correttamente, se è caduto o è finito in acqua, se l'involucro sembra deteriorato o se lo strato di silicone trasparente della maschera è danneggiato. Controllate che tutte le parti non presentino danni prima dell'uso. Philips non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso di caricabatterie di terze parti. Non tentate di riparare o smontare il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

- Per evitare danni irreparabili, non usare l'unità di alimentazione in o vicino a prese a muro che contengono o hanno contenuto un deodorante elettrico per ambienti.
- Non utilizzate il dispositivo per più di una sessione di luce al giorno.
- Accendete la maschera solo quando è posizionata correttamente e saldamente sul viso. Non fissate direttamente i LED quando la maschera è accesa. Utilizzate la maschera solo se i LED non sono danneggiati. Regolate nuovamente la posizione della maschera se la luce LED entra negli occhi durante l'uso.
- Interrompete immediatamente l'uso del dispositivo se avvertite dolore o fastidio oltre a quanto ci si aspetterebbe da un impacco di ghiaccio o da una doccia calda. Interrompete l'uso del dispositivo se si surriscalda o diventa eccessivamente caldo.
- Interrompete l'uso della maschera se notate effetti collaterali gravi o prolungati.
- Non apportate modifiche all'unità di alimentazione.
- Non utilizzate il dispositivo o l'unità di alimentazione USB in presenza di atmosfere esplosive (fumi gassosi, polvere o materiali infiammabili). Potrebbero generarsi scintille, causando eventualmente un incendio.
- Il dispositivo deve essere tenuto lontano da apparecchiature a radiofrequenza (RF) e da altri dispositivi che emettono onde elettromagnetiche per evitare interferenze.
- Scollegate il cavo USB e l'unità di alimentazione USB quando non si utilizza o si ricarica il dispositivo. Riponete il dispositivo quando non è in uso. Evitate di tirare il cavo USB o di sottoporlo a sollecitazioni. Non maneggiate il cavo con le mani bagnate.
- Conservate il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Per una conservazione a lungo termine, riponete il dispositivo con la batteria completamente carica.
- Caricate e utilizzate il prodotto a una temperatura compresa tra 0 °C e 30 °C.
- Non usate mai aria compressa, pagliette, detersigenti abrasivi o liquidi aggressivi per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzate detersigenti chimici o a base di alcool su alcuna parte della maschera e del controller.
- Utilizzate solo accessori o materiali di consumo Philips originali.
- Tenete il prodotto e le batterie lontani dal fuoco e non esponeteli alla luce solare diretta o alle alte temperature.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anormale, emana un odore strano, cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interrompete l'utilizzo e la ricarica del prodotto e contattate Philips.
- Non collocare i prodotti e le batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.
- Per evitare che le batterie si surriscaldino o rilascino sostanze tossiche o pericolose, non aprite, modificate, perforate, danneggiate o smontate il prodotto o le batterie. Non mandate in cortocircuito, sovraccaricate o invertite la polarità delle batterie. Non collocate la batteria vicino a oggetti che potrebbero causare un cortocircuito, come monete, chiavi o viti presenti in tasca. Una batteria in cortocircuito può causare incendi e lesioni personali.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono del liquido, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

## PRECAUZIONI

In queste circostanze è richiesta la dovuta attenzione; potrebbe essere necessario modificare l'uso del dispositivo. Consultate un medico se attualmente soffrite o sospettate di soffrire di una delle seguenti condizioni, oppure in caso di domande.

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti facciali, tra cui neurotossine, filler dermici, microaghi, laser e peeling chimici, fino alla completa guarigione della pelle.
- Recidiva da virus dell'herpes simplex.
- Lesioni cutanee.
- Applicazione di retinolo prima dell'uso della luce LED rossa.

### POTENZIALI EFFETTI COLLATERALI

Alcuni utenti potrebbero sviluppare le seguenti reazioni, comuni quando si utilizzano maschere LED :

- Sensazioni cutanee: arrossamento temporaneo, gonfiore, calore locale, prurito, secchezza, squamosità o lieve infiammazione.
- Vista e mal di testa: mal di testa temporanei provocati dalla luce, secchezza oculare, arrossamento, offuscamento della vista o irritazione generale.
- Scolorimento prolungato: variazioni del tono o della pigmentazione della pelle.

Solitamente, molti di questi effetti sono di breve durata e si risolvono entro poche ore (in genere meno di 24 ore). Se i sintomi persistono, interrompete l'uso e consultate un medico.

## Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione a campi elettromagnetici.

## Garanzia e assistenza

Per assistenza su tutti i prodotti, i dettagli sul consumo energetico e la Dichiarazione di conformità UE, visitate il sito **www.philips.com/support**.

Philips offre una garanzia di 2 anni. Si applicano eccezioni alla garanzia. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge. Per maggiori informazioni, contattarci o visitare [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Sostituzione dell'unità batteria

L'unità batteria è sostituibile. Per informazioni su come sostituirla, visitate il sito **www.philips.com/support**.

## Riciclabile

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici (Fig. 3).

Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

- Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
- Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².

In tutti gli altri casi, attenervi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

| Identificazione del materiale di imballaggio e relative istruzioni |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiali di imballaggio in carta o cartone:                       | Materiali di imballaggio in plastica: |
| <b>20</b><br>PAP                                                   | <b>4</b><br>LDPE                      |
| <b>21</b><br>PAP                                                   | <b>01</b><br>PET                      |
| <b>22</b><br>PAP                                                   | <b>0</b><br>OTHER                     |
| Raccolta carta*                                                    | Raccolta plastica*                    |

\*Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla