

PHILIPS
RESPIRONICS

Wisp

Pädiatrie-Nasenmaske

Einfach träumen



Minimaler Kontakt, maximaler Komfort

Die speziell für Kinder entwickelte Wisp Nasenmaske mit minimaler Kontaktfläche bietet Komfort und Leistungsfähigkeit. Die Wisp Pädiatrie verfügt über ein kinderfreundliches Stoffmuster, eine modifizierte Maskenkissen-Wölbung und unterstützende Hilfsmittel für die Familie, um Ihren jüngsten Patienten eine positive Erfahrung zu bereiten.



Einzigartiges Design für einzigartige Bedürfnisse des Patienten

Das Maskenkissen, der Rahmen und die Maskenhalterung sind so konzipiert, dass sie sich an die Größe und den Knochenbau von pädiatrischen Patienten anpassen. Die ungehinderte Sicht ermöglicht den Kindern, die Maske bequem während ihrer normalen täglichen Aktivitäten zu tragen, und der Leckagen-Korrekturdrehknopf erlaubt den Eltern, die Maske einfach anzupassen, ohne dass sie abgenommen werden muss.



Vereinfachtes Bestellen für erhöhte Effizienz

Die Wisp Pädiatrie ist ein optimiertes Produkt, das Ihnen die Lagerung und die Lieferung an die Kunden erleichtert.

Bieten Sie all Ihren pädiatrischen Patienten mit der Wisp Pädiatrie und der Wisp Youth den Komfort, den sie brauchen.

Maskenkissen-Design

Auto-Seal-Rillen-Technologie mit minimaler Kontaktfläche und fester Abdichtung.

Einrastende Kopfband-Clips

mit einstellbaren Laschen zur schnellen und einfachen Anpassung.

Das um

360°
drehbare
Kniestück

bietet dem Kind
Bewegungsfreiheit.

Leckagen- Korrekturdrehknopf

für eine weniger störende Anpassung der Maske. Falls Leckagen auftreten, kann der Leckagen-Korrekturdrehknopf nach rechts oder links gedreht werden. Das Maskenkissen wird vorsichtig näher an das Gesicht bewegt.

Optionale Schlauchhülle

Die Schlaufe für die Schlauchpositionierung ermöglicht die Positionierung des Schlauchs über dem Kopf und von der Vorderseite des Körpers entfernt.

Produktinformation

Wisp Pädiatrie-Nasenmaske

Art.-Nr.	Beschreibung
1104961	Packung mit 3 Maskenkissengrößen (SC klein, SC mittel, SC groß) Kopfband in Kindergröße

Wisp Youth Nasenmaske*

Art.-Nr.	Beschreibung
1109308	Packung mit 3 Maskenkissengrößen (Petite, Small/Medium, Large) mit kleinerem (RS) Kopfband für Erwachsene

*geeignet für Erwachsene und Kinder (ab 7 Jahren oder 18 kg)

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

www.philips.de/respironics
Broudy TK 10/4/16 MCI 4107591 PN 1129368 PN459696

