


Auswahl der Patientenmaske

Ganzgesichtsmasken



PerforMax



Total



Oro-Nasal-Masken



AF531



AF811




PerformaTrak



Image3



Nasenmasken



Contour Deluxe



PerformaTrak Nasal CapStrap



PN831*



AP111



* Maske für Kinder

Winkelstücke



Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 (Respironics BiPAP-Geräte)



Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 abgebildet mit NIVO-Vernebler (Respironics BiPAP-Geräte)



Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 (Respironics BiPAP-Geräte)



Standard-Winkelstück (SE) (IS-Ventilatoren)



Standard-Winkelstück (SE), abgebildet mit NIVO-Vernebler (IS-Ventilatoren)



Bronchoskopie-Winkelstück (Respironics BiPAP und IS-Ventilatoren)

Ventilatorkompatibilität

Einschlauchsystem	Winkelstücke mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und 2	•	Winkelstück mit Notatemventil (EE)	Winkelstück mit Notatemventil (EE)	Winkelstück mit Notatemventil (EE)	Winkelstück mit Notatemventil (EE)	•	•	•	•
Zweischlauchsystem	Standard-Winkelstück (SE)		Standard-Winkelstück (SE)	Standard-Winkelstück (SE)	Standard-Winkelstück (SE)	Standard-Winkelstück (SE)	•	•		

Patientenbehandlungen

Bronchoskopische Untersuchungen	Bronchoskopie-Winkelstück		Bronchoskopie-Winkelstück							
Verabreichung von Aerosolmedikation			NIVO-Winkelstücke							

Patienteneigenschaften

Klaustrophobie	•	•								•
Unregelmäßige Gesichtsform	•	•								•
Keine Zähne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einfacherer Zugang zum Mund			mit CapStrap	•	mit CapStrap	•	•	•	•	•
Mundatmung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Anwendungsindikationen

Schnelle Anwendung	•	•	mit CapStrap	•	mit CapStrap	•	•	•	•	•
Häufiger NIV-Patient	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Postoperativ/Erholungsphase			•	•	•	•	•	•	•	•

Art der Maskenhalterung

Vierpunkt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vierpunkt mit Kinnhalteband										•
CapStrap			•	•	•	•		•		
Dreipunkt							•			
Haube									•	