



# La nebulización divertida en la que confiar

Sami the Seal de Philips Respironics nebuliza todos los fármacos y se adapta a las necesidades especiales de los niños

## Una cara amiga

El sistema Sami the Seal combina un diseño pensado específicamente para los niños, con la alta tecnología del nebulizador SideStream de Philips Respironics. Esto permite mejorar las prestaciones del sistema en la generación de aerosol, para administrar un tratamiento mucho más eficaz y rápido.

## Resistente, fiable y rápido

Con este sistema de nebulización podemos administrar a los niños tratamientos frecuentes de manera rápida y eficaz, tanto en el domicilio como en el hospital.

## Principales características

- Incluye mascarilla pediátrica con diseño del personaje Tucker que facilitará su uso por el niño
- La tecnología SideStream ofrece el mejor rendimiento en la administración de aerosol
- Tiempos de tratamiento más breves (5-7 minutos\*)
- El compresor permite su uso continuo, su robustez permite una utilización intensiva en centros sanitarios.

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**



El sistema de nebulización Sami the Seal combina potencia y fiabilidad con un diseño ideal para niños, consiguiendo así que estén deseando utilizarlo.

## Diseño atractivo sin riesgos

Sami es considerado un sistema de uso continuo, por lo que se puede utilizar de forma frecuente en el hospital o en casa. Sami dispone de un protector térmico incorporado.

### Nebulizador reutilizable SideStream

El nebulizador SideStream ha sido diseñado para que el aire aspirado por el venturi del nebulizador incremente la salida del aerosol producido. Obteniendo como resultado un menor volumen residual, tratamientos más cortos, y una calidad de aerosol más consistente. Además, cuenta con un exclusivo diseño que minimiza el desgaste por uso frecuente.\*



### Mascarilla pediátrica Tucker

La mascarilla pediátrica ha sido diseñada para evitar la entrada de aerosol en la zona de los ojos\*.



Descripción del producto	Número de referencia
Compresor Sami the Seal 230 V 50 Hz con enchufe europeo	1093268
Compresor Sami the Seal 220 V 60 Hz con enchufe para Reino Unido	1093270
Compresor Sami the Seal 220 V 60 Hz con enchufe coreano	1093237
Compresor Sami the Seal 220 V 60 Hz con enchufe para EE.UU.	1093235
Kit de nebulizador pediátrico de recambio reutilizable	1101484

### Especificación del producto

Protector de sobrecarga térmica	Fusible térmico rearmable; temperatura de funcionamiento 130 °C
Flujo de rendimiento	6 lpm @ 10 psi
Presión máxima	29~43,5 psi
Tamaño (L x A x A)	267 mm x 155 mm x 226 mm
Peso	1,6 kg
Modo de funcionamiento	Continuo
Garantía	3 años

SideStream, Sami the Seal y Tucker the Turtle son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus afiliados, todos los derechos reservados.  
\* Datos en archivo en Philips Respironics



Visítenos en [www.philips.com/samitheseal](http://www.philips.com/samitheseal)



© 2013 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy AE 5/23/13 MCI 4105472 PN 1106386

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips

Philips Respironics Sede Internacional  
+33 1 47 28 30 82  
Philips Respironics Asia Pacifico  
+65 6882 5282  
Philips Respironics Australia  
+61 (2) 9947 0440  
Philips Respironics Reino Unido  
+44 800 1300 845

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 EE. UU.

Atención al cliente  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)