



Przenośny monitor pacjenta IntelliVue

Monitor pacjenta **IntelliVue MX40** przeznaczony do noszenia

PHILIPS

Swoboda ruchu

Pomiar w czasie rzeczywistym i rzeczywista mobilność

Monitor IntelliVue MX40 firmy Philips to połączenie zalet technologii monitorowania IntelliVue i telemetrii w niewielkim urządzeniu przeznaczonym do noszenia przez pacjenta. Dzięki funkcji ciągłego monitorowania EKG i opcjonalnemu pomiarowi pulsoksymetrii oraz oddechu metodą impedancyjną monitor IntelliVue MX40 umożliwia nieprzerwany nadzór nad pacjentami w stanie o różnym stopniu ciężkości, bez konieczności ich unieruchamiania.

Wszystko, co najlepsze w monitorach z serii IntelliVue

Urządzenie ma cechy wspólne z pozostałymi produktami z serii IntelliVue, co gwarantuje łatwość szkolenia i użytkowania. System informacyjny IntelliVue stanowi integralną część rozwiązania IntelliVue MX40.

Uproszczona weryfikacja tożsamości

Odpowiednia identyfikacja pacjenta i urządzenia ma fundamentalne znaczenie. Aparat wyświetla dane demograficzne pacjenta, aby umożliwić potwierdzenie, że monitor IntelliVue MX40 został przypisany do właściwego pacjenta, co stanowi przydatną kontrolę weryfikacyjną po przyjęciu pacjenta do systemu informacyjnego IntelliVue.

Ciągły nadzór i pełna mobilność

Wystarczy jedno dotknięcie, aby na kolorowym ekranie wyświetlić całą gamę pomiarów pacjenta. Monitor charakteryzuje się zaawansowaną technologią, inteligentną konstrukcją oraz innowacyjnymi funkcjami, z których słynie firma Philips, a jednocześnie jest na tyle lekki i mały, że może być wygodnie noszony przez pacjentów, którzy nie są zmuszeni do ciągłego leżenia. W monitorach IntelliVue MX40 można bez problemu włączać alarmy dźwiękowe lub je wyłączać, jeśli w otoczeniu pacjenta wymagana jest cisza, jak również dobierać formaty ekranu do preferencji użytkownika i placówki.



Mobilne monitorowanie pacjentów

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 łączy w sobie zalety zaawansowanej technologii, przemyślanej konstrukcji i innowacyjnych funkcji, jakich oczekujesz od produktów firmy Philips, a jednocześnie jest wystarczająco lekki i mały, aby mógł być wygodnie noszony przez pacjentów.

Przeglądanie informacji przy pacjencie daje personelowi medycznemu dostęp do aktualnych danych na temat jego stanu, dzięki czemu można szybko podjąć niezbędne działania.



Kolorowy ekran dotykowy

Automatyczny tryb „uśpienia” oszczędzający energię przy zachowaniu prywatności

Podgląd stanu pacjenta za **jednym dotknięciem**

Dwa kanały krzywych w **czasie rzeczywistym**

Aż pięć formatów ekranu

Wybór orientacji ekranu ułatwiający ocenę kliniczną

Elastyczne monitorowanie parametrów życiowych

Szeroka gama wyświetlanych danych, w tym dotyczących EKG, częstości akcji serca, SpO₂, tętna, odcinka ST, odstępu QT, czynności oddechowej oraz ciśnienia krwi

Baterie jednorazowego użytku lub akumulatory

Wyświetlanie stanu akumulatora na urządzeniu oraz w systemie informacyjnym IntelliVue

Komunikacja bezprzewodowa przez sieć IntelliVue Smart-hopping lub 802.11 a/b/g



Aby oszczędzić energię baterii/akumulatora i zapewnić pacjentowi prywatność, kolorowy ekran dotykowy monitora jest wygaszany. Do jego włączenia wystarczy dotknięcie przycisku. Wbudowana funkcja blokady ekranu umożliwia przeglądanie danych i zapobiega wprowadzaniu przypadkowych zmian.



Alarmy dostosowane do potrzeb

Alarmy dostosowane do otoczenia

Monitor IntelliVue MX40 wyświetla alarmy EKG, SpO₂, czynności oddechowej mierzonej metodą impedancyjną oraz nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Ich sygnalizację dźwiękową w monitorze można włączyć lub pozostawić wyłączoną. Wyświetlane alarmy można szybko przeglądać bezpośrednio w urządzeniu. Pozwala to na zachowanie zgodności z zasadami sygnalizacji alarmowej stanu pacjenta w różnych środowiskach klinicznych, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń.

Większa liczba pomiarów bez zwiększania liczby kabli

Monitor IntelliVue MX40 wyposażono w funkcje kliniczne oraz rozwiązania technologiczne, które upraszczają pracę personelu i podnoszą jakość monitorowania pacjentów, jednocześnie pozwalając im na swobodne poruszanie się. Dzięki wymianie danych z bezprzewodowymi urządzeniami pomiarowymi IntelliVue za pomocą łączności radiowej bliskiego zasięgu nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi oraz saturacji może odbywać się bez konieczności podłączania dodatkowych kabli.

Ciągłe monitorowanie stanu pacjentów

Jeśli pacjent znajdzie się poza zasięgiem sieci lub gdy połączenie zostanie przerwane, monitor IntelliVue MX40 kontynuuje monitorowanie lokalnie.



Przemysłana konstrukcja

Monitor IntelliVue MX40 jest łatwy w czyszczeniu, co zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych, i korzysta z rozwiązań pomagających chronić środowisko naturalne.

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym

Monitor IntelliVue MX40 został opracowany z myślą o zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Zastosowane rozwiązania obejmują specjalnie skonstruowane zewnętrzne złącze, które zapobiega gromadzeniu się brudu i płynów, oraz jednorazowe kable do pomiaru EKG lub EKG i SpO₂, dostępne oprócz standardowych zestawów odprowadzeń wielokrotnego użytku. Monitor ma również gładką, ułatwiającą czyszczenie powierzchnię i został wykonany z tworzyw odpornych na szereg powszechnie stosowanych środków dezynfekujących niskiego i wysokiego poziomu, a także na okresową sterylizację za pomocą plazmy uzyskiwanej z nadtlenu wodoru lub pary*.

Ochrona środowiska

Monitor może być zasilany za pomocą akumulatora litowo-jonowego firmy Philips lub jednorazowych baterii AA. Korzystanie z akumulatorów litowo-jonowych firmy Philips jest tańsze i – dzięki zmniejszeniu ilości odpadów – bardziej ekologiczne.

* Aby uzyskać więcej informacji na temat czyszczenia i sterylizacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Philips.



Monitor IntelliVue MX40 jest odporny na chwilowe zanurzenie w wodzie (klasa IPX7), a także na mycie strumieniem wody, czyszczenie oraz okresową sterylizację.



**Firma Philips Healthcare jest częścią
koncernu Royal Philips**

Kontakt

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Azja

+49 7031 463 2254

Europa, Bliski Wschód, Afryka

+49 7031 463 2254

Ameryka Łacińska

+55 11 2125 0744

Ameryka Północna

+1 425 487 7000

800 285 5585 (numer bezpłatny, tylko
w Stanach Zjednoczonych)

Philips Polska Sp. z o.o.
Philips Healthcare
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Philips Polska – Centrala:
tel.: +48 22 571 00 00

Philips Healthcare – Sekretariat:
tel.: +48 22 571 0 512
faks: +48 22 571 00 20

Sprzedaż:

tel.: +48 22 571 0 110
faks: +48 22 571 0 814

Serwis:

tel.: +48 22 571 0 111
tel.: +48 22 571 0 489
faks: +48 22 571 0 448
serwis.medyczny@philips.com
umowy.serwisowe@philips.com

Marketing:

tel.: +48 22 571 0 841
faks: +48 22 571 00 20

Dział zamówień publicznych:

tel.: +48 22 571 0 114
faks: +48 22 571 0 814

www.philips.pl/healthcare

Odwiedź stronę www.philips.com/IntelliVueMX40



© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i(lub) zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z wykorzystania niniejszej publikacji.

Wydrukowano w Holandii.
4522 962 98547 *AUG 2014