



Más confort y mejor sellado con la nueva Amara

Hemos perfeccionado y relanzado la mascarilla Amara


Aprovechamos **las prestaciones, la sencillez y el atractivo** de Amara para diseñar un **producto aún mejor** para usted y sus pacientes, una **versión mejorada** de esta revolucionara mascarilla facial de Philips Respironics.

Novedades

- 1 Posibilidades de ajuste**
Un nuevo ajustador deslizante de 10 posiciones permite un ajuste adicional del 25%. Esto permite a los pacientes mayor flexibilidad para lograr el ajuste correcto
- 2 Normalización**
Cuenta con el armazón más pequeño de los cuatro almohadillados, lo que reduce la complejidad de tamaños y ofrece mayores niveles de confort y sellado, ya que la inclinación de la mascarilla se adapta en función de la cara del paciente
- 3 Embalaje**
Ahora la mascarilla se presenta en una bolsa de color fabricada con materiales 100% reciclables, y con un tamaño inferior para que el almacenamiento sea de este modo más eficiente.


PHILIPS
RESPIRONICS

La nueva Amara: aspectos destacados del producto



Gracias a las dos posiciones adicionales del ajustador deslizante, Amara ofrece a los pacientes un ajuste adicional del 25%.

La altura del armazón RS es menor, de este modo se reduce el tamaño, aumenta el grado de inclinación (Δ) de la mascarilla sobre la cara del paciente, disminuye la presión sobre el puente nasal y mejora el sellado en la zona de la barbilla.



Información para pedidos

Artículo	Tamaño	Referencia
Mascarilla Amara con orificio de exhalación		
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés de tamaño reducido	P	1090220
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés de tamaño reducido	S	1090221
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés estándar	M	1090225
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés estándar	L	1090228
Mascarilla Amara sin orificio de exhalación		
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés de tamaño reducido	P	1090230
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés de tamaño reducido	S	1090231
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés estándar	M	1090235
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés estándar	L	1090236

Respironics y Amara son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.

Si desea más información, visite www.philips.com/amara



© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Reservados todos los derechos.
MCI 4105822 PN448942